



MyPhilipsご登録のご案内

「MyPhilips」は、製品をより快適にご使用いただくためのお客様専用サポートサイトです。製品の保証書や購入証明の写真も保管でき、万が一購入証明書を紛失された場合にも安心です。また、対象製品をご購入いただいた方で、かつ「MyPhilips」にご登録いただいた方は、通常の2年間保証から3年間に延長[※]いたします。「MyPhilips」のご登録は、製品をお持ちでない方も可能です。

▼「MyPhilips」のご登録はこちらから

<https://www.philips.co.jp/c-w/signup-myphilips-japan.html>

サービスの内容、WEBサイトでの記載内容などは予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。



※延長の1年分は日本でご購入いただいた方で、かつ日本国内で保証が受けられる方のみ対象となります。

安全に関するご注意 ※ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

長年ご使用の電気製品の点検を！



このような症状はありませんか？

- 電源プラグや電源コードが熱くなる
- 本体が変形したり異常に熱い
- 本体にさわると時々電気を感ずる
- こげくさい臭いがする
- 時々運転しないことがある
- 充電後、使用時間が短くなった
- 運転中、異常な音がする
- その他異常・故障がある

このような時は、故障や事故防止のためスイッチを切り、電源プラグをコンセントから外して必ず販売店にご相談ください。

2年間保証

ソニックアー全製品は、2年間保証ですので、安心してお求めください。

Li-ion **Ni-MH** 充電式電池リサイクルにご協力を

このマークの製品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の製品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<https://www.jbrc.com>



株式会社フィリップス・ジャパン

本社 〒106-0041 東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー 15 階

フィリップスサポートセンター

お問い合わせ 0120-944-859

受付時間 9：00～18：00（年末年始除く）

フィリップス ソニックアー

検索

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。

お買い求めは当店で

（このカタログの内容は2025年9月現在のものです）

CSO25PR

PHILIPS sonicare

フィリップス ソニックアー

総合カタログ

手磨きの最大20倍* 歯垢を除去



*A3 プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時／クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ

※画像はイメージです

日本の歯科医・
歯科衛生士のみなさんに
選ばれ続けて

18年連続 No.1

1992年、アメリカで歯科専門家とともに
開発された、ソニックケア。
約30年にわたる研究と開発によって、
進化し続けるソニックケアは、
歯科医・歯科衛生士のみなさんに信頼され、
長く使い続けられています。



電動歯ブラシでお口の中の健康を

忙しい毎日の中で、自分の健康を気遣う時間が中々取れない。そんなお悩みありませんか？
お口の中の健康を維持することは、美味しく食事ができるだけでなく、全身の健康を維持する
うえでとても大切なことです。数ある電動歯ブラシの中で、何を選べば良いのか迷います。さまざ
まな工夫がブラシに施されていますが、むやみに歯周ポケットの中に毛先を入れ込むことで歯ぐ
きを傷つけてしまい、思わぬトラブルを招いてしまうことがあります。ブラシは歯面にしっかりフィッ
トするものを選ぶと歯ぐきを傷つける心配が少なくなるでしょう。時短でお口の中の健康管理が
できる電動歯ブラシは、忙しい現代人の強い味方です！

歯周ポケットのケアの注意点

歯ブラシの毛先を無理に歯周ポケットの中に入れ込もうとすると、歯ぐきに傷がつき知覚過敏などのトラブルの原因に。
毎日の歯磨きで歯と歯ぐきの際の汚れをしっかりと落とし、歯周ポケットを浅く保つことが重要です。歯周ポケットの中の
掃除は、歯科医院で行うことを推奨します。



誠敬会クリニック理事長
田中真喜先生

ソニッケアーが選ばれ続ける理由

Point
1

すぐれた歯垢除去力は手磨きの最大20倍^{*1}
歯周病の原因となる歯垢を、たたき浮かせ、はらい落とす

ソニッケアーは、毎分約31,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。



高速振動が
たたき浮かす

×



幅広い振幅が
はらい落とす

×



音波水流で
かき出すサポート

※画像はイメージです

Point
2

こすらずあてるだけ手早く簡単にきれい
実は難しい歯磨きも、ソニッケアーなら誰でも簡単

	手磨き	ソニッケアー
磨き方	小刻みにブラシを動かす(1か所約20往復) →約3分～10分 ※個人差があります	歯に軽くあてるだけ →最低2分
動き	1分間に約120～240回	1分間に約31,000ストローク

※画像はイメージです

Point
3

ブラシ圧が手磨きの半分^{*2}でやさしい
電動歯ブラシが初めての方でも簡単。充実のサポート機能搭載



手磨き
ソニッケアー
50%

ブラシ圧が
手磨きの
半分で
やさしい

■サポート機能



押しつけ過ぎを伝える
過圧防止センサー



磨き過ぎ防止
スマートタイマー



弱めから始めるから安心
イージースタート



ブラッシングの強さを調整
強さ設定機能



磨く時間の目安をお知らせ
ペーサー機能

※機能は機種によって異なります

電動歯ブラシが初めての方

あなたにぴったりの電動歯ブラシが
見つかる診断表はこちらから



Point
4

磨き心地が違う高機能ブラシヘッド

独自のブラシがブラッシングの決め手
1本1本植毛するから「高度な歯垢除去力」と「歯ぐきへのやさしさ」、どちらも叶います。



高密度
高密度の
ブラシが
高い歯垢
除去力を
発揮



丸い先端
丸い先端が
歯ぐきに
やさしく
心地よい
歯磨きを実現

Point
5

フィットするブラシ形状だから毎日の歯磨きを心地よく

ソニッケアーのブラシ形状が、磨きにくい奥歯や歯間の歯垢にも無理なくアプローチします。

手磨き



顎を大きく開けないと奥歯の奥側まで届かない

ソニッケアー



磨きにくい奥歯にも自然に届く
歯列にフィット

*1 A3 プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時／クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ *2 W ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Moore氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります

04

05

さまざまなオーラルケアに対応する、ソニックケアの豊富なラインナップ

最上位モデル



詳細はこちら

最上位*1の歯ブラシで叶える
いちばん好きな自分

ソニックケア 9900 プレステージ

▶P08

プレミアムモデル



充電器用グラス



詳細はこちら

その歯の輝き
まるでダイヤモンド

ソニックケア ダイヤモンドクリーン 9000

▶P09

エントリーモデル



詳細はこちら

New

美しい歯と歯ぐきを
この一本で守る

ソニックケア 6500

▶P10



詳細はこちら

New

自信がわいてくる
自然な白い歯をこの一本から

ソニックケア 5500

▶P11



詳細はこちら

New

ケアを実感
ここから始める

ソニックケア 5300

▶P11

シンプルモデル



詳細はこちら

スリムで軽量*1。
輝きあふれる歯、つづく

ソニックケア 3100

▶P12

こども向けモデル



詳細はこちら

日本学校
歯科医会
推薦品

お子様の一人磨きを
楽しくサポート

ソニックケア キッズ

対象年齢: 4歳以上

▶P13

歯間ケアモデル



詳細はこちら

手軽に使えて
お手入れしやすいコードレスモデル

ソニックケアコードレスパワーフロッサー 3000

▶P18



詳細はこちら

デンタルフロスの最大3倍*2の
歯垢を除去する据え置きモデル

ソニックケアパワーフロッサー 3000

▶P19



詳細はこちら

持ち運び、収納便利な
コンパクトタイプ

ソニックケアコンパクトフロッサー 1000

▶P18

*1 ソニックケアラインナップでの比較

*2 強さ8でカドストリームノズルを使用し、手磨きと併用時／デンタルフロスと手磨きを併用した場合と比べ／フィリップス調べ(個人差があります)

最上位モデル

ソニックケア 9900 プレステージ
Sonicare 9900 Prestige

最上位*¹の歯ブラシで叶える いちばん好きな自分

搭載ブラッシングモード

ブラッシング モード数	強さ 設定
6 ×	3

付属品

充電スタンド／充電器台／
USB電源アダプタ／USB充電トラベルケース／
USBケーブル


付属ブラシ

A3 プレミアムオールインワン／
T1 舌磨き



磨き方を感知し、最適化する SenseIQ(センスIQ) テクノロジー

毎秒最大100回の頻度でブラッシング
データを感知。自分に合った設定に調整、
最適なブラッシングをサポート。



お手入れしやすい シームレスデザイン

ハンドルは電源ボタンと一体化
したシームレスなデザイン。手に
持ちやすく、お手入れも簡単。



持ち運び簡単 コンパクト*²な ケース

コンパクトサイズのトラベルケース
はUSB充電機能付き。旅先でも
より良い歯磨きをサポート。



HX9992/21
シャンパン



詳細はこちら



プレミアムモデル

ソニックケア ダイヤモンドクリーン 9000
Sonicare DiamondClean 9000

その歯の輝き まるでダイヤモンド

搭載ブラッシングモード

ブラッシング モード数	強さ 設定
4 ×	3



付属品

HX9911/57, HX9911/58, HX9911/99
充電器用グラス／充電器台／USB充電トラベルケース
HX9911/70
充電器スタンド／充電器台

付属ブラシ

HX9911/57, HX9911/58, HX9911/99
A3 プレミアムオールインワン／
G3 プレミアムガムケア
HX9911/70
A3 プレミアムオールインワン



HX9911/58
ピンク

HX9911/99
ブラック

HX9911/57
ホワイト

HX9911/70
ホワイト



詳細はこちら



適切なブラッシングへと導くソニックケアアプリ



ソニックケア 9900 プレステージ対応

アプリが 磨き方をガイド

Bluetooth®でハンドル
とアプリが連動し、磨き
方をチェック。ブラッシ
ングが不足している箇所
をお知らせするなど、一人
ひとりに合った上手なオー
ラルケアの方法とコツをお
知らせします。



ブラッシング不足の
箇所をガイド

動かしすぎや押し付け
すぎをお知らせ

ソニックケア 9900 プレステージ、ソニックケア ダイヤモンドクリーン 9000、ソニックケア 6500対応


毎日の 歯磨きを記録

ハンドルとアプリが、
Bluetooth®でペアリン
グし、毎日の歯磨き
を記録します。磨いた
回数や時間、ブラッ
シングの強さなどを、ス
マートフォンの画面で
確認でき、より良い歯
磨きをサポートします。



口内ケアの
アドバイス

ブラッシングの回数・
時間・強さを記録



AppleとAppleのロゴは、米国
およびその他の国で登録された
Apple Inc.の商標です。



Google Play および Google Play
ロゴは、Google LLCの商標です。

※機能は予告なく変更する場合があります

※アプリはタブレットではご使用いただけません。 ※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 ※機能は機種により異なります。各機種の機能については、P14-15のラインナップ表またはフィリップスホームページにてご確認ください

エントリーモデル

ソニックケア 6500
Sonicare 6500

New

美しい歯と歯ぐきを この一本で守る

搭載ブラッシングモード



付属品

充電器台
※USB電源アダプタは付属していません。
充電の際は、USB電源アダプタ (USB Type A DC5V) をご準備ください。

付属ブラシ

C3 プレミアムクリーン/
S2 ジェントルプラス

押し付けすぎをライトでお知らせ



適切なブラッシングへと導く ソニックケアアプリ



毎日の
歯磨きを記録

ハンドルとアプリが、
Bluetooth®でペアリ
ングし、毎日の歯磨き
を記録します。磨いた
回数や時間、ブラッ
シングの強さなどを、ス
マートフォンの画面で
確認でき、より良い歯
磨きをサポートします。



AppleとAppleのロゴは、米国
およびその他の国で登録された
Apple Inc.の商標です。

Google Play および Google Play
ロゴは、Google LLC. の商標です。

※機能は予告なく変更する場合があります。

※アプリはタブレットではご使用いただけません。 ※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを
使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 ※機能は機種により異なります。各機種の機能については、P14-15のラインナップ表またはフィリップスホームページにてご確認ください



詳細はこちら



HX7411/07
ブラック

エントリーモデル

ソニックケア 5500
Sonicare 5500

New

自信がわいてくる 自然な白い歯を この一本から

搭載ブラッシングモード



付属品

充電器台
※USB電源アダプタは付属していません。
充電の際は、USB電源アダプタ (USB Type A DC5V) をご準備ください。

付属ブラシ

HX7110/05
C3 プレミアムクリーン/S2 ジェントルプラス
HX7113/05
C3 プレミアムクリーン



HX7110/05
ホワイト

HX7113/05
ネイビーブルー




詳細はこちら

ソニックケア 5300
Sonicare 5300

New

ケアを実感 ここからはじめる

搭載ブラッシングモード



付属品

充電器台
※USB電源アダプタは付属していません。
充電の際は、USB電源アダプタ (USB Type A DC5V) をご準備ください。

付属ブラシ

C3 プレミアムクリーン



HX7101/06
ブラック



詳細はこちら

シンプルモデル

ソニックアー 3100
Sonicare 3100

スリムで軽量*1
輝きあふれる歯、つづく

搭載ブラッシングモード



付属品
充電器台
※USB電源アダプタは付属していません。
充電の際は、USB電源アダプタ (USB Type A DC5V) をご準備ください。
付属ブラシ
W ホワイトプラス



HX3671/33
ホワイト



詳細はこちら

こども向けモデル



詳細はこちら

選べるラインナップ

対象年齢：4歳以上

ソニックアー キッズ

Sonicare For Kids

- ・Bluetooth®対応
- ・ソニックアーキッズアプリ連動
- ・2つのブラッシングモード搭載



付属ブラシ
・キッズ(ミニ)×2本
付属品
・充電器台
・ハンドルステッカー×8枚
・ボーナスステッカーシート×1枚

搭載ブラッシングモード
ブラッシング
モード数
2

日本学校
歯科医会
推奨品

握りやすく
転がりにくい
ゴム製グリップ

押しやすい
電源スイッチ



HX6322/06

ソニックアー キッズ ペットデザインエディション

Sonicare For Kids Pet Design Edition

- ・ソニックアーキッズアプリ*2
- ・2つのブラッシングモード搭載



付属ブラシ
・キッズ(ミニ)×1本
付属品
・充電器台
・動物柄ステッカーシート×2枚
※USB電源アダプタは付属していません。
充電の際は、USB電源アダプタ (USB Type A DC5V) をご準備ください。

搭載ブラッシングモード
ブラッシング
モード数
2



HX3601/01

キッズアプリ 比較表

比較表	HX6322/06 ハンドルと 接続した歯磨き	HX3601/01 ハンドルと 接続しない歯磨き
🍏 スパークリーのおやつ	✓	✓
🗑️ スパークリーのきせかえ	✓	✓
👤 スパークリーの小物	✓	
📺 すみかのアップグレード	✓	
🏆 お子様の成績	✓	
🏆 スパークリーの成績	✓	
🍷 楽しい味の歯磨き粉	✓	
🏃 オンオフの運動	✓	
🦷 歯磨きコーチ	✓	✓
🦷 歯磨きレッスン	✓	
📅 歯磨きの記録	✓	✓
🕒 オフライン時間の記録	✓	



電動歯ブラシ ソニックアー サポート機能

ソニックアーを初めてお使いになる方にも安心してブラッシングを行っていただくために、ソニックアーには充実したサポート機能が搭載されています。

押しつけ過ぎを伝える 過圧防止センサー

歯と歯ぐきへの圧力を感じし、押しつけ過ぎを振動で伝えるので、充電式電動歯ブラシが初めての方にも安心です。



※ソニックアーキッズを除く
※画像はイメージです

ブラシの交換タイミングを伝える ブラシヘッド交換お知らせ

ブラシヘッドに内蔵されたチップにブラッシングの圧力と時間が記録され、適切なブラシの交換タイミングをハンドルのランプでお知らせします。



※ソニックアーキッズを除く

弱めの力で始まるから安心 イージースタート

ソニックアーでの歯磨きに慣れていただけるよう、使いはじめてから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能です。



※機種によっては工場出荷時にオフに設定されている場合があります。

磨き過ぎ防止 スマートタイマー

スマートタイマー機能は、2分間のブラッシング時間を経過すると自動的に停止する機能です。しっかり2分間磨けると同時に、磨き過ぎを防止します。

※クリーンモードの場合(モードによって時間は変わります)
※キッズはキッズタイマーとなります



磨く時間の目安をお知らせ ペーサー機能

ペーサー機能は、ブラッシングの区切りをビーブ音でお知らせします。口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。

※間隔は機種やアプリ使用の有無によって変わります



ソニックアー全製品対応 グローバル2年間保証

万が一、取扱説明書に従った使用で保証期間内に不具合があった場合には、無償で修理・交換などのサービスを提供します。

※製品の取り扱いがある国に限りです



最適なモードと強さに自動で設定 ブラシヘッド認識機能

ブラシヘッドに内蔵されたマイクロチップがハンドルと連携。自動的に最適なモードと強さに設定します。

※ソニックアー3100、ソニックアーキッズを除く



ニーズに合わせた豊富なブラッシングモード

シンプルに歯垢を落とす

🦷 **クリーンモード**(2分間)
歯垢をしっかり落とす通常の歯磨き

自然な白い歯に近づける

🦷 **ホワイトプラスモード**
(2分40秒間)
ステイン除去(2分間)+
つやを出す動き(40秒間)

🦷 **ホワイトモード**
(2分30秒間)
ステイン除去(2分間)+
つやを出す動き(30秒間)

歯ぐきを健康に

🦷 **ガムヘルスモード**(3分20秒間)
クリーンモード(2分間)+歯と歯ぐきの境目磨き
(1分20秒間)

🦷 **センシティブモード**(2分間)
敏感な歯と歯ぐきをやさしく磨きたいときに

舌磨き

🦷 **舌磨きモード**(20秒間)
舌のお手入れをするときに
※舌磨きモードがついていない機種では、クリーンモード
をご使用ください。

歯垢を徹底的に落とす

🦷 **ディープクリーンプラスモード**
(2分間)*3
歯ぐきに心地よい刺激を与えながら歯垢を落とす

🦷 **ディープクリーンモード**(3分間)
歯ぐきに心地よい刺激を与えながら歯垢を落とす

ソニックアーキッズ専用モード



















🦷 **やさしいモード**(2分間)
一人で歯磨きができるお子様向けの標準
モード

🦷 **さらにやさしいモード**(1~2分間)*4
振動の大きさを抑えた特別モード

*1 ソニックアーラインナップでの比較

※ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V. およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 *2 アプリは無料です。本体とは連動していません。 *3 ブラッシング時間は、Philips Sonicareアプリを使用する場合としない場合で異なります。アプリを使用しない場合は3分間です。 *4 キッズタイマーにより、ブラッシング時間は初めは1分間に設定され、朝晩1日2回のご使用で約90日間かけて2分間まで徐々に長くなっていきます

ソニックアー ラインナップ°

フィリップス ソニックア－ シリーズ		最上位モデル		プレミアムモデル				エントリーモデル				シンプルモデル	こども向けモデル				
		9900 Prestige 9900 プレステージ		DiamondClean 9000 ダイヤモンドクリーン 9000				Sonicare 6500 ソニックア－ 6500	Sonicare 5500 ソニックア－ 5500		Sonicare 5300 ソニックア－ 5300	Sonicare 3100 ソニックア－ 3100	Sonicare For Kids ソニックア－ キッズ				
																	
シャンパン		ホワイト		ピンク	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ネイビーブルー	ブラック	ホワイト	スーパーフレッシュアクア	ホワイト				
品番		HX9992/21		HX9911/57		HX9911/58	HX9911/99	HX9911/70	HX7411/07	HX7110/05	HX7113/05	HX7101/06	HX3671/33	HX6322/06	HX3601/01		
歯垢除去力		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 1	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 1	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 2	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 1	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 1
ステイン除去力		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 4	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 1	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 1	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 1	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 1	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 1	
歯ぐきケア		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 5	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 1	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 1	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 1	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 1	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 1
歯垢除去		手磨きの最大 20倍 歯垢除去*1								手磨きの最大 10倍 歯垢除去*2							
ステイン除去		2日間で最大 2倍 のステイン除去*3								3日間で最大 2倍 のステイン除去*4							
歯ぐきケア		約 2週間 で健康な歯ぐきを推進*5															
モード数		6		4		4	4	4	3	2	2	1	1	2	2		
強さ設定		3		3		3	3	3	3	1	1	2	1	1	1		
その他の機能・特徴	SenseIQテクノロジー	●															
	アプリ(リアルタイムフィードバック)	●															
	アプリ(歯磨き記録)	●		●		●	●	●	●				●キッズアプリ連動	●キッズアプリ非連動			
	ブラシヘッド認識機能対応	●		●		●	●	●	●	●		●					
	過圧防止センサー	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●				
	ブラシヘッド交換お知らせ機能	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●				
	イージースタート	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	ペーサー機能	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
付属ブラシ		A3 プレミアムオールインワン×1本／ T1 舌磨き×1本		A3 プレミアムオールインワン×1本／ G3 プレミアムガムケア×1本 ※色は機種によって異なります				A3 プレミアムオールインワン×1本	C3 プレミアムクリーン×1本／ S2 ジェントルプラス×1本 ※色は機種によって異なります		C3 プレミアムクリーン×1本		W ホワイトプラス×1本	キッズ(ミニ)×2本	キッズ(ミニ)×1本		
その他の付属品		充電スタンド／充電器台／ USB電源アダプタ／ USB充電トラベルケース／ USBケーブル		充電器用グラス／充電器台／USB充電トラベルケース ※充電器台・USB充電トラベルケースの色は機種によって異なります。				充電器スタンド／ 充電器台	充電器台 ※USB電源アダプタは付属していません。充電の際は、USB電源アダプタ(USB Type A DC5V)をご準備ください。 ※色は機種によって異なります				充電器台 ※USB電源アダプタは付属していません。 充電の際は、USB電源アダプタ(USB Type A DC5V)をご準備ください。	充電器台／ ハンドルステッカー×8枚／ ボーナスステッカーシート×1枚	充電器台／ 動物柄ステッカーシート×2枚 ※USB電源アダプタは付属していません。 充電の際は、USB電源アダプタ(USB Type A DC5V)をご準備ください。		
仕様	充電時間	約16時間		約24時間					約24時間			約24時間	約24時間	約24時間			
	使用时间*6	約2週間		約2週間					約3週間			約2週間	約2週間	約2週間			
	質量*7	約122g		約140g					約122g			約97g	約134g	約97g			
	本体寸法*8 (H×W×D)	約237×27×29mm		約252×31×28mm					約239×28×30mm			約238×25×26mm	約232×34×34mm	約219×25×26mm			
	電池の種類	 リチウムイオン電池		 リチウムイオン電池					 リチウムイオン電池			 リチウムイオン電池	 リチウムイオン電池	 リチウムイオン電池			
バーコード		87-1010396859-7		87-1010399290-5		87-1010399291-2	87-2068900984-3	87-2068902791-5	87-2068904624-4	87-2068904648-0	87-2068904672-5	87-2068904662-6	87-1010399547-0	87-1010399799-3	87-2068903452-4		
ハンドル品番		HX999C		HX991W		HX991P	HX991B	HX991W	HX741B	HX711A	HX711D	HX710B	HX367W1	HX6340	HX360CB		

便利な機能



Philips Sonicare アプリ
Bluetooth®対応



Philips Sonicare For Kids アプリ
Bluetooth® 対応



過圧防止センサー

歯と歯ぐきへの圧力を感知し、押し付け過ぎをお知らせ



ブラシヘッド認識機能

各ブラシの最適なモードと強さに自動設定



ブラシヘッド交換お知らせ機能

ブラシヘッドの使用状況を把握し、
交換のタイミングをお知らせ



イージースタート

使いはじめてから14回目にかけて徐々にパワーを上げ
振動に慣れることができる初心者対応機能
※機種によっては工場出荷時にオフに設定されている場合があります



ペーサー機能

ブラッシングの区切りをピープ音でお知らせします。
口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシング
するサポートをします。

*1 A3 プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時/クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ *2 C3プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ *3 プラスチック板に人工ステインを塗り、A3 プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/実際の口内での効果は異なる場合があります/フィリップス調べ

*4 C3 プレミアムクリーンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／ホワイトモードで市販のホワイトニング用歯磨き粉を使用／フィリップス調べ *5 A3 プレミアムオールインワンブラシヘッド、または、C3 プレミアムクリーンブラシヘッドを装着し、クリーンモード使用時、または、G3 プレミアムカムケアブラシヘッドを装着しハメルモード使用時、手磨きと比べ、フィリップス調べ *6 満充電後、目元と2分間のブラッシングを1日2回使用した場合 *7 本体+ブラシ *8 ブラシ含む ※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標です。Koninklijke Philips NVおよびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを申請しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標であり登録商標です。

ソニッケアーの替ブラシは フィリップス ソニッケアーの全ての充電式

電動歯ブラシ*¹に対応しています



詳細はこちら

「歯垢除去」・「ステイン除去」・「歯ぐきケア」1本で3つのニーズにアプローチ

A3 プレミアムオールインワン

プレミアムオールインワンブラシヘッド

RFID対応
HX9093/67 (ホワイト・3本組)
HX9096/67 (ホワイト・6本組)
HX9093/96 (ブラック・3本組)
HX9096/96 (ブラック・6本組)

歯垢 除去	角度のついた ブラシが あらゆる方向から 歯垢に届く	
ステイン 除去	トライアングルカットが 気になる ステイン(着色汚れ)を 除去	
歯ぐき ケア	サイドの毛が 歯肉縁上を やさしく ブラッシング	

プレミアム(高機能)


歯垢除去	歯ぐきケア	歯の白さ(ステイン除去)
C3 プレミアムクリーン	G3 プレミアムガムケア	W3 プレミアムホワイト
 RFID対応 レギュラー HX9043/67 (ホワイト・3本組) HX9043/96 (ブラック・3本組)	 RFID対応 レギュラー HX9053/67 (ホワイト・3本組) HX9053/96 (ブラック・3本組)	 RFID対応 レギュラー HX9063/67 (ホワイト・3本組) HX9063/96 (ブラック・3本組)

スタンダード

歯垢除去	歯ぐきケア	歯の白さ(ステイン除去)
C2 クリーンプラス	G2 ガムプラス	W ホワイトプラス/Wc ホワイトプラスコンパクト
 RFID対応 レギュラー HX9023/67 (3本組)	 RFID対応 レギュラー HX9033/67 (3本組)	 RFID対応 レギュラー HX6063/67 (ホワイト・3本組) HX6066/67 (ホワイト・6本組) HX6063/96 (ブラック・3本組) コンパクト HX6073/67 (ホワイト・3本組) HX6076/67 (ホワイト・6本組)

その他

山切りカットで歯間の汚れに	口臭対策に	敏感な歯と歯ぐきに	ソニッケアー キッズ用替ブラシ
i インター케어	T1 舌磨き	S2 ジェントルプラス (センシティブブラシの後継)	キッズ
 RFID対応 レギュラー HX9003/67 (3本組)	 RFID対応 HX8072/01 (ホワイト・2本組) HX8072/11 (ブラック・2本組)	 RFID対応 レギュラー HX6052/93 (2本組) *2025年9月現在	 ミニ HX6032/63 (2本組)



3ヶ月ごとの交換で、歯垢除去力のパフォーマンスをキープ

歯垢除去力を維持するためには、ブラシを最高の状態で使用していただくことが重要です。3ヶ月ごとにブラシを交換することで、新品同様の効果を得ることができます。



歯間ケアシリーズ用 替ノズル

ソニッケアーパワーフロッサーシリーズ	ソニッケアーコンパクトフロッサー
<p>スタンダード ノズル 2本セット HX3042/00</p>	<p>カドストリーム ノズル 2本セット HX3062/00</p>
<p>スタンダード ノズル 1本 コンフォート ノズル 1本 HX3072/00</p>	

歯間ケアシリーズ

最大
99.9%*¹の
歯垢除去率



※画像はイメージです

ソニックエアコードレスパワーフロッサー 3000
Sonicare Cordless PowerFlosser3000

手軽に使えてお手入れしやすい
コードレスモデル



モード
クリーン、ディープクリーン
強さ設定
3段階



タンク内も洗えるため、
衛生的に保つことができます
容量
約250ml



防水加工で、水場や浴室でも
使用可能*
*コードレスパワーフロッサーのみ ※故障
の原因となりますので、水や液体の中に浸
けないでください。※ハンドルお手入れ時
は布を使って汚れをふき取ってください。



付属ノズル
スタンダード／
カドストリーム



HX3826/31
ホワイト



詳細はこちら



HX3826/34
ミント

ソニックエアパワーフロッサーシリーズは
X型水流で広範囲の歯垢を除去

歯間移動ガイドで使いやすい

ディープクリーンモード



一定間隔で水圧の強弱が変化
し、短い一時停止時間がある
ため、次の歯間に移るタイミ
ングがわかりやすく、歯間全
体をきれいにします。(ディープ
クリーンモードのみ) ※画像はイメージです

お好みで選べる2つの付属ノズル



歯ぐきにやさしい
ソフトラバー仕様

口内全体を徹底的に
洗浄したい方に
カドストリームノズル

4方向にワイドに広がる水
流で歯垢をしっかり取り除
くことができます。



強いパワフルな水流が
お好みの方に
スタンダードノズル

ジェット水流で食べカスや
歯垢を取り除きます。

水流の範囲比較



X型水流で広く歯間にそった洗浄



気になるところをピンポイントで洗浄

※画像はイメージです

ソニックエアパワーフロッサー 3000
Sonicare PowerFlosser3000

デンタルフロスの最大3倍*²の
歯垢を除去する据え置きモデル



モード
クリーン、ディープクリーン
強さ設定
10段階



給水も簡単
タンクを取り外し水を入れて
セットするだけ
容量
約550ml



付属ノズル
スタンダード／
カドストリーム



HX3711/22
ホワイト



詳細はこちら

ソニックエアコンパクトフロesser 1000
Sonicare CompactFlosser1000

持ち運び、収納便利な
コンパクトタイプ



モード
クリーン、パルス、センシティブ
容量
約200ml

付属ノズル
スタンダード／コンフォート
※ソニックエアパワーフロッサーシリーズとの互換性はありません



スタンダードノズル
日常使用

コンフォートノズル
敏感な歯ぐき用



HX3333/23
ライトパープル



詳細はこちら

機能表
ソニックエアパワーフロッサーシリーズ

ソニックエアパワーフロッサー 3000	
機 能	ディープクリーンモード、クリーンモード 10段階強さ設定
付属品	スタンダードノズル×1本／ カドストリームノズル×1本／USB電源アダプタ
充電時間	—
使用時間	—
質 量* ⁴	約700g
本体寸法* ⁵ (H×W×D)	約270×135×110mm
電池の種類	—
バーコード	87-1010394714-1
ハンドル品番	HX3711

ソニックエアコードレスパワーフロッサー 3000	
機 能	ディープクリーンモード、クリーンモード 3段階強さ設定
付属品	スタンダードノズル×1本／ カドストリームノズル×1本／ USB電源アダプタ／ 充電ケーブル／専用ポーチ
充電時間	約8時間
使用時間* ³	約3週間
質 量* ⁴	約290g
本体寸法* ⁵ (H×W×D)	約306×68×68mm
電池の種類	リチウムイオン電池
バーコード	87-2068901110-5(ホワイト) 87-2068901116-7(ミント)
ハンドル品番	HX386W1(ホワイト) HX386M1(ミント)

ソニックエアコンパクトフロesser

コンパクトフロesser 1000	
機 能	クリーンモード、パルスモード、 センシティブモード
付属品	スタンダードノズル×1本／コンフォートノズル× 1本／充電ケーブル ※USB電源アダプタは付属していません。充電の際は、USB 電源アダプタ(USB Type A DC5V)をご準備ください。
充電時間	約4時間
使用時間	約24分※クリーンモード使用時
質 量	約276g
本体寸法* ⁵ (H×W×D)	約145.5×65×70mm
電池の種類	リチウムイオン電池
バーコード	87-2068904682-4
ハンドル品番	HX333LP

*1 培養歯垢での評価／フィリップス調べ【試験条件】培養した歯垢に対して3秒間、カドストリームノズルでクリーンモードを使用。強さ設定はコードレス型が3、据え置き型が8。水流をあてた部分の歯垢除去率を算出。個別の口腔内における除去率を表すものではありません。*2 強さ8でカドストリームノズルを使用し、手磨きと併用時／デンタルフロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります) *3 満充電後、1日1回1分間使用した場合 *4 本体+ノズル *5 ノズル含む
※機能は機種により異なります。各機種の機能については、フィリップスホームページにてご確認ください。