

PHILIPS

sonicare



Spazzolino
ricaricabile

Series 6500

Rimozione della placca fino a 10
volte superiore*

Delicato su denti e gengive
sensibili

Tecnologia Sonicare di nuova
generazione

Sensore di pressione visivo



HX7411/10

Cura avanzata per denti e gengive sensibili

Rimuove delicatamente fino a 10 volte più placca*

Una pulizia accurata può anche essere delicata su denti e gengive sensibili con una rimozione della placca 10 volte superiore*. Dotato della nostra tecnologia Sonicare di nuova generazione per una pulizia potente ma delicata, anche nelle zone difficili da raggiungere.

Pulizia dei denti senza sforzo

- Scegli la tua esperienza di pulizia ideale
- Informazioni dettagliate sulla pulizia a portata di mano
- Sessioni di pulizia guidate
- Continua a spazzolare al meglio con il promemoria di sostituzione della testina

Progettato su misura per te

- Prenditi cura di te e ricarica lo spazzolino ovunque
- 21 giorni di pulizia regolare

Prenditi cura di te con Sonicare

- Estremamente delicato sui denti sensibili
- Tecnologia Sonicare di nuova generazione
- Aiuta a proteggere le gengive con il nostro sensore di pressione

Series 6500

Spazzolino ricaricabile

HX7411/10


In evidenza

Massima cura dei denti sensibili



Una pulizia accurata può anche essere delicata per denti e gengive sensibili. La testina S2 Sensitive è caratterizzata da un design unico con setole lunghe, sottili e ultramorbide per una pulizia estremamente confortevole. Con oltre 3.000 setole fitte, aiuta a rimuovere fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale*.


Tecnologia Sonicare di nuova generazione



Questo spazzolino elettrico utilizza la nostra tecnologia Sonicare di nuova generazione per offrirti una pulizia davvero uniforme in tutta la bocca. Il motore regola automaticamente la potenza assicurando che non vi sia alcun calo nelle prestazioni quando si raggiungono le zone più difficili della bocca. Goditi una pulizia delicata ma efficace per denti e gengive con fino a 62.000


movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

Sensore di pressione visivo



Questo spazzolino elettrico Sonicare è dotato di un anello luminoso alla base che ti avvisa se stai esercitando una pressione eccessiva. Ti basta allentare la pressione quando si accende per aiutare a proteggere le gengive.


Modalità e intensità



Con 9 impostazioni di spazzolamento tra cui scegliere, le tue sessioni di pulizia avranno una marcia in più, sia che tu voglia applicare maggiore vigore o concentrarti su un aspetto

specifico della pulizia. Scegli tra le modalità Clean, Sensitive e White e seleziona una delle tre intensità.

App Philips Sonicare



Raggiungi i tuoi obiettivi di igiene orale con lo spazzolino Sonicare e l'app. I due dispositivi si integrano perfettamente per offrirti una pulizia guidata, consigli, trucchi e contenuti personalizzati. Insieme, sarete inarrestabili.

Custodia da viaggio per la ricarica



La nostra custodia da viaggio con porta di ricarica integrata ti consente di ricaricare il dispositivo mentre sei in viaggio. È abbastanza resistente da garantire la sicurezza dello spazzolino Sonicare, ma anche abbastanza compatta da poter essere riposta in qualsiasi borsa: la compagna di viaggio ideale.

Series 6500

Spazzolino ricaricabile

HX7411/10

In evidenza

SmarTimer e BrushPacer



Ottieni il massimo dalla tua sessione con i timer di pulizia Sonicare. Ogni 20 secondi, BrushPacer ti avvisa di passare a una nuova zona della bocca. Mentre, dopo 2 minuti, SmartTimer ti segnala che la sessione è terminata.

Avviso di sostituzione



Sapevi che le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo? I dentisti consigliano di cambiare regolarmente la testina, ecco perché gli spazzolini Philips Sonicare sono dotati di un promemoria di sostituzione. Tiene traccia della

frequenza e dell'intensità di spazzolamento e ti avvisa quando arriva il momento di sostituire la testina.

21 giorni di durata della batteria



Prova fino a 21 giorni di pulizia regolare con una singola ricarica, introducendo un nuovo livello di praticità nella tua routine quotidiana.

Series 6500

Spazzolino ricaricabile

HX7411/10

Specifiche

Intensità

Alta: Per una pulizia migliore

Media: Per la pulizia di tutti i giorni

Bassa: Per denti e gengive sensibili

Aggiornamento del prodotto

Periodo di supporto: Philips fornirà gli aggiornamenti di sicurezza necessari fino al 31 dicembre 2026.

Assorbimento

Voltaggio: 100-240 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): 21 giorni

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Consumo energetico: Standby senza display 0,08 W

Aspetto e rifiniture

Colore: Nero

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Compatibilità

Compatibilità Android: Telefoni Android con Bluetooth 4.0 e versioni successive

Tecnologia wireless Bluetooth: App per la pulizia denti connessa

Compatibilità iOS: iPhone con Bluetooth 4.0 e versioni successive

Facilità d'uso

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Indicatore di stato della batteria: L'icona illuminata indica la durata della batteria

Manico: Design ergonomico e compatto

Custodia da viaggio: Custodia da viaggio per la ricarica

Timer: BrushPacer e SmartTimer

Accessori inclusi

Manico: 1 spazzolino ricaricabile 6500

Testina per spazzolino: 1 S2 Sensitive

Custodia da viaggio: 1 custodia da viaggio

Caricabatterie: 1 caricatore USB-A

Prestazioni di pulizia

Rimozione della placca: 1000% più efficace*

Velocità: 62.000 movimenti al minuto

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Bianco: Per rimuovere le macchie superficiali

Sensitive: Per denti e gengive sensibili

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Feedback sulla pressione esercitata: L'anello luminoso diventa viola, Vibrazione e suono intermittente

Promemoria di sostituzione: BrushSync ti avverte quando sostituire la testina

App Sonicare

Monitoraggio e report sui progressi: Monitora gli schemi di spazzolamento nel tempo per mantenere una buona igiene orale.

