

PHILIPS

sonicare



מברשת שיניים נטענת

Series 6500

*הסרה של פי 10 יותר פלאק

עדינה לשיניים וחניכיים רגישות

החדשנית Sonicare טכנולוגיית

חיישן לחץ ויזואלי



HX7411/09

טיפול מתקדם בשיניים וחניכיים רגישות

*מסירה בעדינות עד פי 10 יותר פלאק

ניקוי יסודי עדיין יכול להיות עדין עבור שיניים וחניכיים רגישות עם הסרה של עד פי 10 יותר פלאק*.
החדשנית לניקוי עוצמתי אך עדין, אפילו באזורים קשים להגעה Sonicare כוללת את טכנולוגיית

הצחצוח הופך חסר מאמץ

- בחרו את חוויית הניקוי האידאלית עבורכם
- תובנות על צחצוח בהישג יד
- צחצוח מודרך
- שמרו על איכות הצחצוח עם תזכורת להחלפת ראש המברשת

תוכן לסגנון החיים שלכם


- קחו איתכם את הטיפול לכל מקום
- ימים של צחצוח עקבי 21

Sonicare בואו לחוות את הטיפול של

- עדינה במיוחד לשיניים רגישות
- החדשנית Sonicare טכנולוגיית
- מסייעת להגנה על החניכיים באמצעות חיישן לחץ


Highlights

טיפול מיוחד לשיניים רגישות




ניקוי יסודי יכול להיות עדין לשיניים וחניכיים רגישות. כולל עיצוב ייחודי עם S2 Sensitive ראש המברשת סיבים ארוכים, דקים ורכים במיוחד ששומרים על העדינות של כל תנועת מברשת. עם יותר מ-3,000 סיבים צפופים, ראש המברשת הזה עוזר להסיר עד פי 10* יותר פלאק מאשר מברשת שיניים ידנית.

החדשנית Sonicare טכנולוגיית



מברשת השיניים החשמלית הזו משתמשת בטכנולוגיית החדשנית שלנו כדי לספק ניקוי אחיד לכל Sonicare חלל הפה. המנוע מכוון את העוצמה באופן אוטומטי כך שאין ירידה בביצועים כשמגיעים לאזורים הקשים לניקוי. בואו ליהנות מניקוי עדין אך יעיל של השיניים והחניכיים עם עד 62,000 תנועות סיבים מסייעת לסיבי המברשת Sonicare תנועת הזרימה של בניקוי באמצעות הזרמת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.

חישן לחץ ויזואלי




כוללת Sonicare מברשת השיניים החשמלית של טבעת אור בבסיסה שמודיעה לכם בעדינות אם אתם לוחצים יותר מדי. פשוט הפחיתו את הלחץ כאשר היא נדלקת והגנו על החניכיים שלכם.

מצבים ועוצמות



הזניקו את הניקוי שלכם קדימה עם 9 הגדרות צחצוח. בין אם אתם מעוניינים בחיזוק הצחצוח או במיקוד ספציפי עבור הניקוי, זו לא בעיה. בחרו בין מצבי 'ניקוי', 'רגיש' ו'הלבנה'. בחרו בין שלוש הגדרות עוצמה

של פיליפס Sonicare אפליקציות



השיגו את יעדי בריאות חלל הפה שלכם עם מברשת המברשת Sonicare. השיניים והאפליקציה של והאפליקציה עובדות יחד באופן חלק כדי לספק צחצוח מודרך, טיפים וטריקים ותוכן מותאם אישית. יחד איתן, לא ניתן לעצור אתכם.

נרתיק לנסיעות




הנרתיק לנסיעות מאפשר לכם לקחת את המכשיר כשאתם בדרכים. הוא חזק מספיק כדי לשמור על אך קומפקטי, Sonicare בטיחות מברשת השיניים של מספיק כדי להכנס לכל תיק, מה שהופך אותו לשותף המושלם לנסיעות.

SmarTimer i-BrushPacer



מצאו את זמן הצחצוח המושלם עם הטיימרים של ינחה i-BrushPacer לניקוי. כל 20 שניות, ה Sonicare SmarTimer-אתכם לנקות אזור חדש. לאחר 2 דקות, ה יציין את סיום הצחצוח.

תזכורת החלפה



הידעתם שראשי המברשת הופכים לפחות יעילים לאחר שלושה חודשים? אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים ממליצים להחליף את ראש המברשת Philips Sonicare בקביעות, לכן למברשת השיניים של יש תזכורת להחלפת ראש המברשת. המברשת עוקבת אחר תדירות וחוזק הצחצוח, ומזכירה לכם להחליף את ראש המברשת כשמגיע הזמן.

חיי סוללה של 21 יום



קבלו עד 21 ימים של צחצוח רגיל לאחר טעינה אחת, וחוו רמה חדשה של נוחות בשגרת הצחצוח.

Specifications

עוצמות

גבוה: לשיפור הניקיון
בינוני: לניקוי יומיומי
נמוכה: לשיניים ולחניכיים רגישות

חשמל

מתח: 100-240 V

מפרט טכני

משך הפעלה (ממלא עד לריק): 21 יום
סוללה: נטענת
צריכת אנרגיה: מצב המתנה ללא תצוגה 0.08 וואט
סוג סוללה: ליתיום-יון

עיצוב וגימור

צבע: שחור

שירות

אחריות: אחריות מוגבלת לשנתיים

תאימות

עם Android טלפונים של **Android-תאימות ל**
ומעלה Bluetooth 4.0.
אלחוטית: אפליקציית הברשה Bluetooth **טכנולוגיית**
מחוברת
ומעלה Bluetooth 4.0 עם iPhone **iOS-תאימות ל**

קל לשימוש

מחווון סוללה: הסמל המואר מציין את יתרת המתח
בסוללה
ידית: עיצוב ארגונומי דק
תאימות הידית: ראשי מברשת בלחיצה קלה
נרתיק לנסיעות: נרתיק לנסיעות
BrushPacer I-SmartTimer **טיימר**

הפריטים הכלולים

ידית: 1 6500 מברשת שיניים נטענת
נרתיק לנסיעות: נרתיק 1 לנסיעות
S2 Sensitive, 1 W2 Optimal **ראש המברשת:** 1
White
USB-A **מטען:** 1 מטען

ביצועי ניקוי

***הסרת פלאק:** 1000% יעילה יותר
מהירות: 62,000 תנועות צחצוח / דקה

מצבים

ניקוי: לניקוי יומיומי מיוחד
לבן: להסרת כתמים ממשטחים
לשיניים ולחניכיים רגישות **Sensitive:**

טכנולוגיית חיישנים חכמה

משוב על לחץ: אור הטבעת מאיר בסגול, רטט וצליל
פעימה
מודיע לכם מתי להחליף BrushSync **תזכורת החלפה**
את ראש המברשת

Sonicare אפליקציית

דוחות התקדמות ומעקב: מנטרת את דפוסי הצחצוח
לאורך זמן ומסייעת לכם לשמור על בריאות הפה

