

PHILIPS

sonicare



4 dalių šepetėlių
galvūčių pakuotė

I InterCare

Pasieksite galias ertmes, esančias
tarp dantų

Vidutinio minkštumo



HX9004/87

Šepetėlio galvutė kasdieniam valymui

Pasieksite galias ertmes, esančias tarp dantų

Pasiekite tarpdančiuose susikaupusias pasislėpusias apnašas su šia „Philips Sonicare“ keičiamąja „InterCare“ šepetėlio galvute. Puikiam kasdieniam valymui.

Rūpinimasis planeta

- Pagaminta iš 70 proc. biologinio plastiko
- Perdirbama popieriaus pagrindo pakuotė

Visais atžvilgiais paprasta naudoti

- Tinka visoms „Philips Sonicare“ įstatomoms rankenėlėms
- Nepamirkite valyti dantų su „BrushSync“ priminimais

Kad rezultatai būtų optimaliausi

- Įrodyta, kad užtikrina veiksmingą burnos ertmės priežiūrą
- Gilus valymas tarpdančiuose ir sunkiai pasiekiamose vietose
- Sonicare Fluid Action

Ypatybės

Valykite tarpdančius




Mūsų „InterCare“ šepetėlio galvutė naudoja ypač ilgus šerelius, padedančius pašalinti iki 3 kartų daugiau apnašų** iš tarpdančių ir sunkiai pasiekiamų vietų.

Sonicare Fluid Action



Dantų šepetėliai „Philips Sonicare“ valo švelniai, bet efektyviai, o dantimis ir dantenomis rūpinasi iki 62 tūkst. šerelių judesių. „Sonicare Fluid Action“ palaiko šerelius, kad jie valytų, skystį nukreipdami giliai tarp dantų ir palei dantenas.

Kliniškai išbandyta



Visos „Philips Sonicare“ šepetėlių galvutės kruopščiai sukurtos ir kliniškai išbandytos. Todėl galite būti tikri, kad jos atitinka aukščiausius kokybės, saugumo ir veiksmingumo standartus.

Pakeitimo priminimai



Ar žinojote, kad po trijų mėnesių šepetėlių galvutės tampa mažiau veiksmingos? Odontologai rekomenduoja reguliariai keisti šepetėlio galvutę, todėl „Philips Sonicare“ dantų šepetėliuose įdiegta „BrushSync“ technologija. Ji stebi, kaip dažnai ir kaip stipriai valote dantis, ir primena, kad reikia pakeisti šepetėlio galvutę, kai ateis laikas tą padaryti.

Uždedama konstrukcija




Ši šepetėlio galvutė suderinama su visais „Philips Sonicare“ elektriniais dantų šepetėliais.*** Tiesiog įstatykite ją arba nuimkite, kai reikia pakeisti ir išvalyti.

Bioplastikas



Siekiame sumažinti iškastinio kuro plastiko naudojimą savo produktuose. Štai kodėl 70 % plastiko, naudojamo šioje šepetėlio galvutėje, yra biologinės kilmės.*

Popieriaus pagrindo pakuotė



Visos mūsų šepetėlių galvutės yra popierinėse pakuotėse, kurias galima perdirbti ten, kur tuo užsiima atitinkamos įstaigos.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

Standūs šereliai: Vidutinio minkštumo

Spalva: Balta

Primenantys šereliai: Blunkanti mėlyna šerelių spalva

Dydis: Įprastas

Išmanus šepetėlio galvutės atpažinimas

Suderinamumas

Šepetėlio galvutės sistema: Įstatoma

Netinka: „Philips One“

Suderinami dantų šepetėliai: „Philips Sonicare“

Pridėti priedai

Šepetėlių galvutės: 4 „I InterCare“

Kokybė ir funkcionalumas

Pakeitimas: Kas 3 mėnesius

Patikrintas: kad būtų naudojamas optimaliau

Privalumas: Apnašų pašalinimas

