

PHILIPS
sonicare



Utrzymanie dobrych nawyków higienicznych w domu

To co robisz przed i po umyciu zębów
może pomóc ograniczyć
rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów.
Należy postępować zgodnie
z tymi ważnymi wskazówkami:



Dowiedz się więcej na philips.pl/sonicare



Myj ręce przed i po codziennej pielęgnacji jamy ustnej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii i wirusów.



Nie użyczaj szczoteczki do mycia zębów ani końcówki.



Zalecenia po szczotkowaniu zębów
Zdejmij każdorazowo końcówkę szczoteczki z rękojeści. Dokładnie umyj końcówkę oraz rękojeść pod bieżącą wodą. Zwróć szczególną uwagę na powierzchnię dookoła trzpienia (miejsca łączenia końcówki z rękojeścią). Tam gromadzi się najwięcej zanieczyszczeń co może spowodować awarię rękojeści jeśli ta powierzchnia nie będzie regularnie czyszczona. Gdy rękojeść wyschnie, nałóż końcówkę na rękojeść i w razie potrzeby odstaw do ładowania.



Nie umieszczaj mokrej końcówki szczoteczki w zamkniętym pojemniku, ponieważ może to sprzyjać rozwojowi bakterii.



Nie przechowuj swojej szczoteczki razem ze szczoteczkami pozostałych członków rodziny.

Dowiedz się więcej

© 2018 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). Wszystkie prawa zastrzeżone. PHILIPS i tarcza Philipsa są znakami towarowymi KPNV. SONICARE i logo Sonicare są znakami towarowymi KPNV i/lub Philips Oral Healthcare, LLC. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

