

PHILIPS sonicare

Sanfte
Reinigung.
**Überzeugende
Ergebnisse.**



**von Zahnärzten
meistempfohlene**
Schallzahnbürstenmarke
weltweit

Feel the Care



Warum Sonicare?

Einfacher Wechsel

Die vertraute längliche Bürstenkopfform macht es Patientinnen und Patienten leicht, zu einer Philips Sonicare zu wechseln. Unsere Schallzahnbürsten sind so konzipiert, dass sie nur sanft im 45°-Winkel am Zahnfleischsaum entlang geführt werden müssen, um das optimale Putzergebnis zu erreichen. Ein präziser Drucksensor warnt Patientinnen und Patienten, wenn sie zu fest drücken. Darüber hinaus hilft der integrierte BrushPacer durch kurze Pausen bei der Vibration dabei, das optimale Tempo beim Zähneputzen beizubehalten. Dies unterstützt Patientinnen und Patienten, bei jedem Zähneputzen eine vollständige Reinigung aller Zahnflächen zu erzielen.



Sonicare Schalltechnologie

Die Sonicare Schalltechnologie verleiht den Filamenten des Bürstenkopfes mit 62.000 Bewegungen pro Minute jederzeit das richtige Maß an Putzleistung - auch an schwer erreichbaren Stellen. Durch die hohe Frequenz gepaart mit dem großen Ausschlagwinkel der Filamente des länglichen Bürstenkopfes, entsteht die Sonicare Flüssigkeitsbewegung, welche tief zwischen die Zähne gelangt und die Plaque-Entfernung sanft unterstützt.



Der richtige Bürstenkopf für jedes Putzbedürfnis

Ganz gleich, ob Ihre Patientinnen und Patienten sich auf die Entfernung von Plaque, die Gesundheit des Zahnfleisches oder die Entfernung extrinsischer Verfärbungen konzentrieren wollen, Philips Sonicare hat einen Bürstenkopf, der zum Patientenprofil passt. Mithilfe der BrushSync-Technologie synchronisieren sich Handstück und Bürstenkopf, um automatisch den optimalen Modus und die optimale Intensitätsstufe für den gewählten Bürstenkopf auszuwählen und genau zu bestimmen, wann es Zeit ist, den Bürstenkopf zu wechseln.





**von Zahnärzten
meistempfohlene**
Schallzahnbürstenmarke
weltweit

	Philips Sonicare Series 5300	Philips Sonicare Series 6100	Philips Sonicare Series 7100	Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900
				
Plaque-Entfernung	Bis zu 7 x mehr im Vergleich zu einer Handzahnbürste	Bis zu 10 x mehr im Vergleich zu einer Handzahnbürste	Bis zu 10 x mehr im Vergleich zu einer Handzahnbürste	Bis zu 20 x mehr im Vergleich zu einer Handzahnbürste
Putzmodi	1	2	4	5
Intensitäten	2	3	3	3
Sonicare App	—	—	✓	✓
2-Minuten-Timer	✓	✓	✓	✓
Andrucksensor	✓	✓	✓	✓
Sense IQ-Technologie	—	—	—	✓

Notizen:

Empfehlungen für die häusliche Mundhygiene:

- ☐ Wechsel auf eine elektrische Zahnbürste
- ☐ Nicht zu fest aufdrücken beim Zähneputzen
- ☐ Zahnzwischenraumreinigung durchführen
- ☐ Anderes: _____

1 Die Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Website, die über den QR-Code erreichbar ist.

QR-Code scannen
und mit dem
Gutscheincode
SONICDEAL35
bis zu 35% auf
ausgewählte Sonicare
Schallzahnbürsten
sichern!¹



Bürstenkopf	Design	Härtegrad	Besonderheit
A3 <i>Premium All-in-One</i>		Soft 	Längere, angewinkelte Filamente mit dreieckigen Spitzen entfernen bis zu 100% mehr Verfärbungen in weniger als einer Woche ¹ , entfernen bis zu 20 x mehr Plaque ² und führen zu 15 x gesünderem Zahnfleisch. ³
C3 <i>Premium Plaque Defence</i>		Medium soft 	Weiche, flexible Seiten für bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt. ⁴ Bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung ²
C1 <i>ProResults</i>		Medium soft 	Die dicht angeordneten, hochwertigen Filamente passen sich der Form der Zähne an und reinigen auch schwer zugängliche Stellen. Sie entfernen bis zu 3 x mehr Plaque entlang des Zahnfleischsaums. ²
G3 <i>Premium Gum Care</i>		Soft 	Weiche Filamente sorgen für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischsaums, während flexible Seiten zu starken Putzdruck abdämpfen. Dies führt zu einem bis zu 7 x gesünderen Zahnfleisch in nur 2 Wochen. ⁵
W2 <i>Optimal White</i>		Medium soft 	Die diamantförmigen Filamente entfernen effektiv und dennoch sanft extrinsische Verfärbungen, die durch Speisen, Getränke oder Rauchen verursacht werden können. Sie sorgen so für bis zu 100% weniger Verfärbungen innerhalb einer Woche. ⁶
S2 <i>Sensitive</i>		Extra-soft 	Mit den dünnsten Filamenten aller Sonicare Bürstenköpfe (0,1 mm) sorgt der S2 Sensitive für ein sanftes und dennoch effektives Putzerlebnis. Er entfernt bis zu 10 x mehr Plaque entlang des Zahnfleischsaums. ⁷
Sonicare <i>For Kids Standard und Kompakt</i>		Soft 	Entwickelt für Kinder und angepasst an Kinderzähne mit einem Gummiüberzug auf der Rückseite für eine sicherere und angenehmere Reinigung, die bis zu 75% mehr Plaque in schwer zugänglichen Bereichen entfernt. ⁸



Die BrushSync-Technologie synchronisiert den Bürstenkopf mit dem Handstück, um die Leistung zu optimieren.



Tauschen Sie Ihren Bürstenkopf für ein optimales Putzergebnis alle 3 Monate aus.

Damit Sie durchgehend ein optimales Putzerlebnis haben, sollten Sie den Bürstenkopf alle 3 Monate austauschen. Ihre Philips Sonicare zeigt Ihnen durch farblich wechselnde Filamente, ein leuchtendes Symbol am Handstück oder eine Erinnerung in der Philips Sonicare App an, wann der Bürstenkopf gewechselt werden sollte.

1 Im Vergleich zu einer Handzahnbürste, in einer Laborstudie, tatsächliche Ergebnisse können abweichen.

2 Im Vergleich zu einer Handzahnbürste

3 Im Clean Modus, im Vergleich zu einer Handzahnbürste; gemessen am MGI nach 6 Wochen.

4 Im Vergleich zum DiamondClean-Bürstenkopf

5 Im Clean Modus, im Vergleich zu einer Handzahnbürste; gemessen am MGI nach 6 Wochen

6 Im White+-Modus, im Vergleich zu einer Handzahnbürste

7 Im Vergleich zu einer Handzahnbürste an schwer erreichbaren Stellen nach 6 Wochen

8 Im Vergleich zu einer Kinder-Handzahnbürste

