



English  
Eesti  
Latviešu  
Lietuviškai

## Welcome

Welcome to the beauty world of Lumea! You are only a few weeks away from silky-smooth skin.

Philips Lumea uses Intense Pulsed Light (IPL) technology, known as one of the most effective methods to continuously prevent hair regrowth. In close cooperation with licensed dermatologists we adapted this light-based technology, originally used in professional beauty salons, for easy and effective use in the safety of your home. Philips Lumea is gentle and offers convenient and effective treatment at a light intensity that you find comfortable. Unwanted hairs are finally a thing of the past. Enjoy the feeling of being hair-free and look and feel amazing every day.

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). For further information, please go to [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea) to find our experts' advice, tutorial videos and FAQs and make the most of your Lumea.

## Device overview

- 1 Light exit window with integrated UV filter
- 2 Attachments
  - a Precision attachment
  - b Body attachment
- 3 Reflector inside the attachment
- 4 Safety ring
- 5 Flash button
- 6 Intensity lights (1-5)
- 7 Intensity increase button
- 8 Intensity decrease button
- 9 Charging light and battery low indication
- 10 On/off button
- 11 Device socket
- 12 'Ready to flash' light
- 13 Air vents
- 14 Adapter
- 15 Small plug


## Who should not use Lumea? Contraindications

- Never use the device if you have skin type VI (You rarely or never sunburn, very dark tanning). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as hyperpigmentation and hypopigmentation, strong redness or burns.



- Never use the device if you are pregnant or breast feeding as the device was not tested on pregnant or breast feeding women.
- Never use the device if you suffer from any of the diseases listed below:

- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated.
- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- If you have had surgery in the areas to be treated in the last three weeks.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS)
- Never use the device if you take any of the medications listed below:
  - If your skin is currently being treated with or has recently been treated in the past week with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
  - If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
  - If you are on painkillers which reduce the skin's sensitivity to heat.
  - If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the device if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
  - If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.
  - If you take immunosuppressive medications.
- Never use the device on the following areas:
  - Around the eyes and near the eyebrows.
  - On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
  - Men must not use it on the scrotum and face.
  - Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
  - On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin color, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.



## 8 English

- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and a change in skin color.
- On areas, where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- Never use the device on sunburned, recently tanned or fake-tanned skin.  
**Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the device, we advise you to consult a doctor.**

## Important

### Danger



- Keep the device and the adapter dry.
- If the device is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Never insert any objects into the device.

### Warning

- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- The device is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the device with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults of 18 years and older can use the device freely.
- Only charge the device with the adapter supplied.
- Always check the device before you use it. Do not use the device or adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the original type.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Do not use the device if the UV filter of the light exit window is broken.
- Do not use the precision attachment if its filter is broken.

### To prevent damage

- Make sure nothing obstructs the airflow through the ventilation slots.
- Never subject the device to heavy shocks and do not shake or drop it.

- If you take the device from a very cold environment to a very warm environment and vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Do not flash against any other surface than the skin. This can cause severe damage to the attachment and/or the light exit window. Only flash when the device is in contact with skin.

## Caution




- This device is not washable. Never immerse the device in water and do not rinse it under the tap.
- For hygienic reasons, the device should only be used by one person.
- Use the device only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- Only use the device for its intended purpose as shown in the user manual.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the device.
- Always return the device to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.


## Electromagnetic fields (EMF)

This Philips device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


## How IPL works



With IPL technology, gentle pulses of light are applied to the skin and absorbed by the hair root. The darker the hair, the better the pulses of light are absorbed.




The pulses of light stimulate the hair follicle to go into a resting phase. As a consequence, the hair sheds naturally and hair regrowth is prevented, leaving your skin continuously silky-smooth.



The cycle of hair growth consists of different phases. IPL technology is only effective when the hair is in its growing phase. Not all hairs are in the growing phase at the same time. This is why we recommend an 8-week treatment schedule followed by touch-ups to make sure all hairs are effectively treated in the growing phase.

**Note:** Treatment with Lumea is not effective if you have light blond, blond as light hairs do not absorb enough light. Below you can see the hair colors for which Lumea is suitable and effective.

## Suitable body hair colors



## What to expect

### Immediately after the 1st treatment

After the first treatment, it can take 1 to 2 weeks for the hairs to fall out. In the first weeks following the initial treatments, you still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were not in their growing phase during the first treatments.

### After 2-3 treatments

After 2-3 treatments, you should see a noticeable reduction in hair growth. However, to effectively treat all hairs, it is important to keep on treating according to the recommended treatment schedule.

### After 4-5 treatments

After 4-5 treatments, you should see a significant reduction of hair growth in the areas that you treated with Lumea. A reduction of hair density should be visible as well. Keep on treating with frequent touch-ups (every 4-8 weeks) to maintain the result.

# Tanning advice

## Tanning with natural or artificial sunlight



Intentionally exposing your skin to natural or artificial sunlight, with the aim of developing a tan influences the sensitivity and color of your skin. Therefore the following is important:

- After each treatment, wait at least 24 hours before tanning. Even after 24 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore. Use a sunblock SPF 50+ on the treated areas in the 48 hours after treatment when exposing your skin to the sun. After this period, you can use your regular sunblock.
- After tanning, wait at least 48 hours before you use Lumea. Perform a skin test 48 hours after tanning to determine the appropriate light intensity setting.
- Do not use Lumea on sunburned body areas.


**Note: Occasional and indirect sun exposure does not qualify as tanning.**

## Tanning with creams

If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has disappeared completely before you use the device.

# Before you use your Lumea

## Pretreating your skin



Before you use Lumea, you should pretreat your skin by removing hairs on the surface of your skin. This allows the light to be absorbed by the hair parts below the skin surface to ensure effective treatment. You can either shave, short-trim, epilate or wax. Do not use depilatory creams, as chemicals may cause skin reactions.



If you chose to wax, please wait 24 hours before using Lumea to let your skin rest. We recommend that you take a shower before the treatment to ensure that all possible residue of wax has been removed from your skin.

- 1 Pretreat the areas you intend to treat with Lumea.
- 2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances.

**Note: Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4-5 treatments, you no longer have to pretreat your skin before you use the device.**

## Skin test

When you use Lumea for the first time or after recent tanning, perform a skin test on each area to be treated. The skin test is necessary to check your skin's reaction to the treatment and to determine the correct light intensity setting for each body area.


- 1 Choose an area close to the area you intend to treat.
- 2 Turn on the device. Make sure you select setting 1.
- 3 Put the device against your skin and press the flash button to release a flash.
- 4 Slide the device over the skin to the next area to be treated.
- 5 Increase the setting by one level, apply a flash and slide the device to the next area. Repeat this for all levels within the recommended range for your skin type.
- 6 After the skin test, wait 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

## Using your Philips Lumea

### Attachments

#### Placing and removing

To place the attachment, simply snap it onto the light exit window.



To remove the attachment, pull it off the light exit window.



#### Body attachment

You can use the body attachment to treat unwanted hair on several body areas below the neckline. You can use it for example for fast treatment of larger areas like legs.


## Precision attachment

The precision attachment includes an additional integrated light filter for extra safety and you can therefore use it to treat unwanted facial hair on the upper lip, chin and sideburns. You can also use the precision attachment to easily treat hard to reach areas such as toes, bikini area or armpits. However, do not treat your eyebrows with Lumea.

## Selecting the right light intensity

Lumea provides 5 different light intensities. Depending on your skin type and light intensity level you find comfortable, you can select the right light intensity setting.

- 1 Consult the table below to select the right setting.
- 2 To adjust the light intensity setting, press the intensity increase button or the intensity decrease button until you have reached the required setting..
- 3 Lumea should never be painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting.
- 4 After recent tanning, perform a skin test to determine the right light intensity setting.



Skin type	Skin tone	Light intensity setting
I	White; You always sunburn, never tan.	4/5
II	Beige; You easily sunburn, tan minimally.	4/5
III	Light brown; You sunburn easily, tan slowly to light brown.	4/5
IV	Mid brown; You rarely sunburn, tan easily.	3/4
V	Dark brown; You rarely sunburn, tan very easily.	1/2/3
VI	Brownish black or darker; You rarely or never sunburn, very dark tanning.	You cannot use the device




**Note:** Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons.

## Handling the device

1 Before use, charge the device, clean the attachments and the light exit window and select the right light intensity for your skin tone.



2 Place the device at a 90° angle on the skin so that the attachment and the safety ring are in contact with your skin. The safety ring prevents unintentional flashing without skin contact.



3 Press the device firmly onto your skin to ensure proper skin contact.



The 'ready to flash' light on the back of the device lights up green to indicate that you can proceed with the treatment.



4 Press the flash button to release a flash. You should feel a warm sensation because of the flash.

**Note:** The light produced by the device is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes.

5 Place it on the next area to be treated. After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the device is ready to flash again. You can release a flash when the 'ready to flash' light lights up again.



6 To make sure that you have treated all areas, release the flashes close to each other. However, make sure you flash the same area only once.

Flashing the same area twice doesn't improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.

## Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash


Your Philips Lumea has two treatment modes for more convenient use on different body areas:

- The Stamp & Flash mode is ideal to treat small or curvy areas like knees and underarms. Simply press and release the flash button to release a single flash.
- The Slide & Flash mode offers convenient use on larger areas like legs. Keep the flash button pressed while you slide the device over your skin to release several flashes in a row.

## Recommended treatment schedule

### Initial phase

For the first 4 to 5 treatments, we advise you to use Philips Lumea once every two weeks to ensure that all hairs are treated.




### Touch-up phase

After the initial treatment phase (4-5 treatments), we recommend touch-ups every 4 to 8 weeks, when you see hairs growing back. This is to maintain results and enjoy smooth skin for months. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas.



## Recommended attachment & treatment time per area



## After use

### Common skin reactions

Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.

Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. You can cool the area with an ice pack or a wet face cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturizer on the treated area 24 hours after the treatment.

## Rare side effects


- Burns, excessive redness and swelling: these reactions occur very rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discoloration: this occurs very rarely. Skin discoloration manifests itself as either a darker patch (hyperpigmentation) or a lighter patch (hypopigmentation) than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If the discoloration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discolored areas until the discoloration has disappeared and your skin has regained its normal skin tone.
- Skin infection and inflammation: This occurs very rarely and may be caused by using the device on wounds or cuts that resulted from shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the device on skin that is not hair-free, if you use the device at a light intensity that is too high for your skin tone, if you flash the same area more than once and if you use the device on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc.

## Aftercare

After use, you can safely apply lotions, creams, deodorant, moisturizer or cosmetics to the treated areas. If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water.

## Charging

Charge the batteries of the device before you use it for the first time. Charging takes approx. 1 hour and 40 minutes. Fully charge the batteries every 3 to 4 months, even if you do not use the device for a longer time. When the device is charging, the charging light flashes green.




**Note:** This device can only be used without cord.

- 1 Make sure the device is switched off.
- 2 Insert the small plug into the device and put the adapter in the wall socket.


**Note:** The device is equipped with battery-overheat protection and does not charge if the room temperature exceeds 40 °C.

## Battery fully charged



When the batteries are fully charged, the charging light lights up solid green. Fully charged batteries provide at least 370 flashes at light intensity 5.



## Battery low



When the battery is almost empty, the charging light starts to flash orange.

## Cleaning & storage

- 1 After use, switch off the device, unplug it and let it cool down.
- 2 Remove the attachment.



- 3 Moisten the soft cloth supplied with the device with a few drops of water and use it to clean the following parts:
  - the light exit window
  - the outside surface of the attachments
  - the reflector inside the attachments
  - the reddish filter glass inside the precision attachment
- 4 Let all parts air dry thoroughly.
- 5 Store the device in a dust-free and dry place at a temperature between 0 °C and 60 °C.

## Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).



- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). We strongly advise you to take your product to an official collection point or a Philips service centre to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

## Removing the rechargeable battery

**Warning:** Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Make sure the battery is completely empty when you remove it.

- 1 Check if there are screws in the back or front of the appliance. If so, remove them.
- 2 Remove the back and/or front panel of the appliance with a screwdriver. If necessary, also remove additional screws and/or parts until you see the printed circuit board with the rechargeable battery.
- 3 Remove the rechargeable battery.

## Guarantee and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the separate worldwide guarantee leaflet.

## Technical specifications

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	7,5W
Protection against electric shock	Class II
Protections rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: +15 °C to 35° C

Relative humidity: 5% to 95%

Spectrum of precision attachment	>600nm
Lithium-ion battery	2 x 3.7 Volt 1500 mAh

## Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the device. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The device suddenly switches off.	The rechargeable batteries are empty	Charge the device. See Chapter Charging.
The device/adapter becomes warm during charging	This is normal.	No action required.
I cannot use the device from the mains.	Due to safety reasons it is not possible to use the device from the mains.	Philips Lumea can only be used without cord.
The 'ready to flash light' doesn't light up when I place the attachment on my skin, but the cooling fan works.	The overheat protections has been activated.	When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the device, but let it cool down for approx.15 minutes before you continue to use it.
The 'ready to flash light' lights up green but the device does not produce a flash when I press the flash button.	The device needs to be reset.	To reset the device, switch it off and switch it on again.
The device produces a strange smell.	The attachment or the filter glass is dirty.	Clean the attachment carefully.
	You have not removed the hairs on the area to be treated properly. These hairs may get burned and can cause the smell.	Pretreat your skin before you use Lumea.

Problem	Possible cause	Solution
The skin feels more sensitive than usual during treatment/ I experience an unacceptable pain sensation when I use the device.	The light intensity setting you use is too high.	Check if you have selected the right light intensity setting. If necessary, select a lower setting.
	You did not remove the hairs on the areas to be treated.	Pretreat your skin before you use Lumea.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter is broken do not use the device anymore. Contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	You treated an area for which the device is not intended.	Never use the device on the following areas; inner labia, anus, nipples, areolas, lips, inside the nostrils and ears, around the eyes and near the eyebrows. Men must not use it on face or on the scrotum.
	The device is not suitable for your skin tone.	Do not use the device if you have skin type VI, a brownish black or darker skin tone.
The skin reaction after treatment last longer than usual.	You have used a light intensity setting which is too high for you.	Select a lower intensity next time. See Chapter Using your Philips Lumea, section Selecting the right light intensity.
The results of the treatment are not satisfactory.	You have used a light intensity setting which is too low for you.	Select a higher setting next time.
	You did not flash an area adjacent to an area you treated before.	You have to release the flashes close to each other.
	The device is not effective on your body hair color.	If you have light blond, blond, or red hair the treatment is not effective.
My body attachment does not have an integrated glass/filter/window.	This is normal.	The body attachment does not contain a glass/filter/window.

## Tere tulemast

Tere tulemast Lumea ilumaailma! Juba mõne nädala pärast on teil siidpehme nahk.

Philips Lumea kasutab intensiivset valgusimpulss-tehnoloogiat (IPL), mida tuntakse kui üht köige töhusamat meetodit karvade püsiva tagasikasvamise vältimiseks. Tihedas koostöös litsentseeritud dermatoloogidega oleme kohandanud selle valguspõhise tehnoloogia, mida algsest kasutati professionaalsetes ilusalongides, kergeks ja töhusaks kasutamiseks kodu turvalistes tingimustes. Philips Lumea on õrn ning sellega saab hõlpsalt ja töhusalt hoolitseda naha eest, kasutades just enda jaoks sobivat valgustugevust. Soovimatud karvad on viimaks ometi minevik. Nautige seda, et olete vabanenud tüütutest karvadest ning näete suurepäraselt välja ja tunnete end imeliselt iga päev.

Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Lisateabe saamiseks minge palun aadressile [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea), kust leiate meie ekspertide nõuanded, õppeweideo ja KKK, ning kasutage oma Lumeat parimal võimalkul viisil.

## Seadme ülevaade

- 1 Integreeritud UV-filtriga valguskiirguse väljundaken
- 2 Otsakud
  - a Täppisotsak
  - b Kehaotsak
- 3 Reflektor otsaku sees
- 4 Kaitserõngas
- 5 Välguti nupp
- 6 Valgustugevuse märgutuled (1–5)
- 7 Valgustugevuse suurendamise nupp
- 8 Valgustugevuse vähendamise nupp
- 9 Laadimise märgutuli koos aku laetuse näidikuga
- 10 Toitenupp
- 11 Seadme pesa
- 12 Välgutivalmiduse nupp
- 13 Õhuavad
- 14 Adapter
- 15 Väike pistik


## Kes ei tohi Lumearat kasutada? Vastunäidustused

- Ärge kunagi kasutage seadet, kui teie nahatüüp on VI (teil esineb päikesepõletust üliharva või mitte kunagi, päävitute väga tumedaks). Selle nahatüübi korral on teil suur oht nahareaktsoonide tekkeks, nagu hüperpigmentatsioon, hüpopigmentatsioon, tugev punetus või põletus.



- Ärge kunagi kasutage seadet, kui olete rase või toidate rinnaga; seadet ei ole rasedatel ja rinnaga toitvatel naistel testitud.

- Ärge kunagi kasutage seadet, kui teil esineb mõni allpool nimetatud haigustest, s.t:
  - kui teil on nahahaigus, nt aktiivfaasis nahavähk, teil on esinenud nahavähi või muud lokaliseerunud vähki töödeldavas piirkonnas;
  - kui teil on olnud väheelseid kahjustusi või mitmeid ebatüüpilisi sünnimärke töödeldavas piirkonnas;
  - kui teil on esinenud kollageensed häired, k.a keloidsed armistused või halvasti ravitud haavad;
  - kui teil on olnud vaskulaarsed häired, nt töödeldavas piirkonnas on varikoossed veenid või veresoonte laiendid;
  - kui teie nahk on valgusele tundlik ning tekib kergesti lööve või allergiline reaktsioon;
  - kui teil on töödeldavas piirkonnas infektsioonid, ekseemid, põletused, karvanääpsupõletik, lahtised rebandid, marrastused, lihtherpesviirus, haavad või nahakahjustused ja hematoomid;
  - kui teile on töödeldavas piirkonnas teostatud lõikus viimase kolme nädala jooksul;
  - kui põete välgitisähvatustele tundlikku epilepsiat;
  - kui teil on diabeet, erütematoosne luupus, porfüüria või südame paispuudulikkus;
  - kui teil esineb hüübimishäireid;
  - kui teil on esinenud immnosupressiivset haigust (sh HIV-nakkust või AIDSi).
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui võtate mõnda allpool nimetatud ravimitest, s.t:
  - kui teie nahka ravitakse praegu või on hiljuti ravitud alfa-hüdroksühapetega (AHA-d), beeta-hüdroksühapetega (BHA-d), paikse isotretinoiini ja aselaiinhappega;
  - kui olete viimase kuue kuu jooksul tarbinud ükskõik mis kujul isotretinoiini Accutane või Roaccutane. Need ravimid muudavad naha vastuvõtlumaks rebenditele, haavanditele ja ärritusele.
  - kui kasutate valuvaigisteid, mis vähendavad naha kuumustundlikkust;
  - kui võtate fotosensitiivsust põhjustavaid aineid või ravimeid, vaadake ravimi pakendivahelitte ja ärge kasutage seadet, kui on kirjas, et see võib põhjustada fotoallergilisi või fototoksilisi reaktsioone või et peate hoiduma päikese eest ravimi võtmise ajal;
  - kui võtate vere hüübimsvastaseid ravimeid, k.a suures koguses aspiriini viisil, mis välistab töötlemiseelse 1-nädalase kehast eemaldumise vahemiku;
  - kui võtate immnosupressiivseid ravimeid.
- Ärge kunagi kasutage seadet järgmistes piirkondades:



- silmade ümbruses ja kulmude läheduses;
- nibudel, nibu ümbritseval tumedal alal, väikestel häbememokkadel, tupe ja päradu piirkonnas ning ninasöörmete ja kõrvade sees;
- mehed ei tohi seda kasutada munandikottidel ja näol;
- ükskõik millise kunstliku eseme, nt silikoonimplantaatid, südamestimulaator, nahaalune süstimiskoht (insuliinidosator) või augustusega kehaehted, kohal või läheduses;
- sünnimärkidel, tedretähnidel, veenilaienditel, tumedaks pigmenteerunud aladel, suurtel veresoontel, armidel, nahaanomaaliatel ilma arstiga nõu pidamata. See võib tekitada põletusi ja muutusi nahavärvis, mis teeb võimalike nahahaiguste kindlakstegemise raskemaks.
- tüügastel, tätoveeringutel või püsimeigil. See võib tekitada põletusi ja muutusi nahavärvis.
- piirkondades, kus kasutate pika kestusega deodorante. See võib põhjustada nahareaktsioone.
- Ärge kunagi kasutage seadet päikesepõletuse saanud, hiljuti päevitunud või vältspäevitusega nahal.

**Märkus.** See loetelu pole ammendav. Kui te pole kindel, kas võite seadet kasutada, soovitame nõu pidada arstiga.

## Tähtis

### Oht



- Hoidke seade ja adapter kuivad.
- Kui seade on katki, ärge katsuge elektrilöögi vältimiseks ühtegi sisemist osa.
- Ärge sisestage seadmesse vöörkehi.

## Hoiatus

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsilise puude, meeoleolu- või vaimse häirega isikutele (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme kasutamise juures valvab või on neid selleks juhendanud.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Seade pole mõeldud alla 15-aastastele lastele. 15–18-aastased teismelised võivad kasutada seadet lapsevanema või nende eest vanemliku vastutuse kandja nõusolekul ja/või abil. 18-aastased ja vanemad täiskasvanud võivad seadet vabalt kasutada.
- Laadige seadet ainult kaasasoleva adapteriga.

- Kontrollige seadet alati enne selle kasutamist. Ärge kasutage seadet või adapterit, kui see on kahjustunud. Vahetage alati kahjustatud osa originaalvaruosa vastu välja.
- Adapteris on trafo. Ärge lõigake adapterit ära, et asendada see mõne teise pistikuga, kuna see põhjustab ohtliku olukorra.
- Ärge kasutage seadet kui valguskiirguse väljundakna UV-filter on katki.
- Ärge kasutage täppisotsakut, kui selle filter on katki.

### Kahjustuste ärahoidmine

- Veenduge, et õhuvool läbi ventilatsiooniavade poleks takistatud.
- Seadet ei tohi kunagi kövasti pörutada, raputada ega maha pillata.
- Seadme viimisel väga külmaid keskkonnast väga sooja keskkonda ja vastupidi oodake enne selle kasutamist umbes kolm tundi.
- Ärge välgutage ühegi muu pinna vastu peale nahă. See võib otsakut ja/või valguskiirguse väljundakent tösiselt kahjustada. Välgutage ainult siis, kui seade on nahaga kontaktis.

## Ettevaatust




- See seade pole pestav. Ärge kunagi kastke seadet vette ega loputage seda voolava veega.
- Hügieenilistel põhjustel peaks seadet kasutama ainult üks isik.
- Kasutage seadet üksnes teie nahatüübile sobivate seadistustega. Soovitatust suuremate seadistuste kasutamine võib suurendada nahareaktsioonide ja körvaltoimete ohtu.
- Kasutage seadet üksnes selleks ette nähtud otstarbel kasutusjuhendi kohaselt.
- Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks suruõhku, küürimiskäsnä, abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka sööbivaid vedelikke, nagu bensiin või atsetoon.
- Viige seade kontrollimiseks või parandamiseks alati Philipsi volitatud hoolduskeskusesse. Väljaõppeta isiku poolt parandatud seade võib panna seadme kasutaja äärmiselt ohtlikku olukorda.


## Elektromagnetväljad (EMF)

See Philipsi seade vastab köikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitelevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.


## Kuidas IPL-tehnoloogia töötab?



IPL-tehnoloogia abil saadetakse nahale örnu valgusimpulssse, mis neelduvad karvajuurtesse. Mida tumedamat on karvad, seda paremini need valgusimpulssse neelavad.




Valgusimpulsid stimuleerivad karvanääpsu puhkefaasi minema. Selle tulemusel langevad karvad ise välja ning nende tagasikaväid pidurdub, mistöttu on teie nahk püsivalt siidpehme.



Karva kasvutsükkel koosneb mitmest faasist. IPL-tehnoloogia on töhus ainult kasvufaasis karvadele. Mitte köikide karvade kasvufaas ei lange ühele ja samale ajale. See ongi põhjus, miks me soovitame 8-nädalast protseduurikava, millele järgnevad hooldusprotseduurid, et köik karvad saaksid kasvufaasis töhusalt töödeldud.

**Märkus.** Lumega töötlemine on ebatöhus, kui teie karvad on heleblondid või blondid, sest heledad karvad ei neela piisavalt valgust. Allpool on äratoodud karvade värvide, mille korral Lumea on sobilik ja töhus.

## Sobivad kehakarvade värvused



## Mida oodata?

### Kohe peale esimest protseduuri

Peale esimest protseduuri kulub karvade väljakukkumiseks 1–2 nädalat. Esimesele protseduurile järgnevatel näadalatel märkate, et mõned karvad siiski veel kasvavad. Tegemist on karvadega, mis polnud protseduuri tegemise ajal kasvufaasis.

### Pärast 2–3 protseduuri

Pärast 2–3 protseduuri peaksite karvakasvus nägema märgatavaid muutusi. Et köiki karvu töhusalt töödelda, on oluline protseduure jätkata vastavalt soovitatavale protseduurikavale.

### Pärast 4–5 protseduuri

Pärast 4–5 protseduuri peaksite karvakasvus nägema märgimisväärseid muutusi Lumeaga töödeldud aladel. Samuti peaks märgatav olema karvade tiheduse vähenemine. Tulemuse säilitamiseks jätkake sagedaste (iga 4–8 nädala tagant) hooldusprotseduuride tegemist.

## Päevitusnõuanne

### Päevitamine loomuliku või kunstliku päikesevalguse käes



Päevitamise eesmärgil teadlikult loomuliku või kunstliku päikesevalguse käes viibimine mõjutab naha tundlikkust ja värti. Seetõttu on tähtis silmas pidada järgmist.

- Peale igat protseduuri oodake vähemalt 24 tundi, enne kui lähete päevitama. Isegi 24 tunni möödudes veenduge, et töödeldud nahal ei esine enam töötlustest tingitud punetust. Naha kokkupuutel päikesega kasutage töödeldud aladel päikesekaitsekreemi SPF 50+ peale protseduuri 48 tunni jooksul. Peale seda ajavahemikku võite kasutada tavalist päikesekaitsekreemi.
- Peale päevitamist oodake vähemalt 48 tundi, enne kui kasutate Lumeat. Tehke nahaproov 48 tundi peale päevitamist, et määrata sobiv valgustugevuse tase.
- Ärge kasutage Lumeat päikesepöletuse saanud kehapiirkondadel.


**Märkus. Juhusliku või mitteotsese päikese käes viibimise korral ei ole tegemist päevitamisega.**

### Pruunistamine kreemide abil

Kui olete kasutanud pruunistavat ihupiima, oodake enne seadme kasutamist, kuni kunstpäevitus on täielikult kadunud.

## Enne Lumea kasutamist

### Naha eeltöötlemine



Enne Lumea kasutamist tuleb teil nahka eeltöödelda, eemaldades nahapinnalt karvad. See võimaldab valgusel neelduda naha all asuvatesse karvaosadesse, mis tagab protseduuri töhususe. Te võite kasutada kas raseerimist, piiramist, epileerimist või vahatamist. Ärge kasutage depileerivaid kreeme, sest kemikaalid võivad põhjustada nahareaktsioone.



Kui valite vahatamise, laske nahal enne Lumea kasutamist 24 tundi puhata. Soovitame teil enne protseduuri käia duši all, et kõik võimalikud vahajägid saaksid nahalt eemaldatud.

- 1 Eeltöödelge need piirkonnad, mida soovite Lumeaga töödelda.
- 2 Punastage nahk ja veenduge, et see on karvavaba, täiesti kuiv ning et nahal ei ole õliseid aineid.

**Märkus. Kui karvade tagasikasvamine lakkab, mis tavaliselt juhtub pärast 4–5 protseduuri, ei pea te enam oma nahka enne seadme kasutamist eeltöötlema.**

## Nahaproov

Kui kasutate Lumeat esimest korda või kui olete hiljuti päevitanud, tehke nahaproov iga töödeldava alaga. Nahaproov on vajalik, et kontrollida teie nahareaktsiooni protseduurile ning et määrrata õige valgustugevuse tase igale kehapiirkonnale.



- 1 Valige töödeldavale piirkonnale läheDAL oleval piirkond.
- 2 Lülitage seade sisse. Veenduge, et valite 1. taseme.
- 3 Asetage seade vastu nahka ja vajutage välgutamiseks välgutti nuppu.
- 4 Libistage seadet mööda nahka järgmisesse töödeldavasse piirkonda.
- 5 Suurendage tugevust ühe taseme võrra, tehke välgusähvatus ja libistage seade järgmisi piirkonnale. Korake seda köikidel tasemetel teie nahatüübile soovitatava vahemiku piires.
- 6 Nahaproovi järel oodake 24 tundi ja vaadake, kas nahal on tekkinud mõni reaktsioon. Kui see on nii, valige kõrgeim tase, mille kasutamise järel nahareaktsiooni ei tekkinud.

## Philips Lumea kasutamine

### Otsakud

#### Paigaldamine ja eemaldamine

Otsaku paigaldamiseks klõpsake see lihtsalt valguskiirguse väljundaknale.



Otsaku eemaldamiseks tömmake see valguskiirguse väljundaknalt ära.

#### Kehaotsak

Kehaotsak võimaldab töödelda soovimatuid karvu keha nendes piirkondades, mis asuvad allpool kaela. Te võite seda kasutada suuremate alade, näiteks jalgade, kiireks töötlemiseks.


#### Täppisotsak

Täppisotsakutel on suurema turvalisuse huvides integreeritud lisavalgusfilter ja seetõttu saate seda kasutada soovimatute karvade eemaldamiseks

ülahuulelt, lõualt ja pöskedelt. Täppisotsakut võite kasutada ka raskesti ligipääsetavate piirkondade nagu varvaste, bikiinipiirkonna või kaenlaaluste hooldamiseks. Ärge siiski kasutage Lumeat kulmude töötlemiseks.

## Õige valgustugevuse valimine

Lumeal on viis erinevat valgustugevust. Valige vastavalt oma nahatüübile õige ja teie jaoks mugav valgustugevuse tase.



- 1 Vt alltoodud tabelit õige taseme valimiseks.
- 2 Valgustugevuse reguleerimiseks vajutage valgustugevuse suurendamise või vähendamise nupule, kuni olete saavutanud vajaliku taseme.
- 3 Lumea ei tohiks kunagi olla valulik. Kui tunnete valu või ebamugavust, vähendage valgustugevuse taset.
- 4 Peale hiljutist päävitamist tehke nahaproov, et määratada sobiv valgustugevuse tase.

Nahatüüp	Nahatoon	Valgustugevuse tasemed
I	Valge; päikesepõletuse tekib alati, nahk ei päävitu.	4/5
II	Beež; päikesepõletus tekib kergesti, nahk päävitub minimaalselt.	4/5
III	Helepruun; päikesepõletus tekib kergesti, nahk päävitub aeglaselt kuni helepruunini.	4/5
IV	Keskmiselt pruun; päikesepõletus tekib harva, nahk päävitub kergelt.	3/4
V	Tumepruun; päikesepõletus tekib harva, nahk päävitub väga kergelt.	1/2/3
VI	Pruunikasmust või tumedam; päikesepõletus tekib harva või mitte kunagi, nahk päävitub väga tõmmuks.	Te ei või seadet kasutada




Märkus. Teie nahk võib reageerida erinevadel / olukordades erinevalt mitmel põhjusel.

## Seadme käsitsemine



- 1 Enne kasutamist laadige seade, puhastage otsakud ja valguskiirguse väljundaken ning valige oma nahale jaoks õige valgustugevus.
- 2 Asetage seade  $90^{\circ}$  nurga all nahale selliselt, et otsak ja ohutusrõngas oleksid nahaga kontaktis. Ohutusrõngas takistab mittetahtlike sähvatuste tegemist nahakontakti puudumisel.



- 3 Vajutage seade kindlalt nahale, et tagada korralik nahakontakt.



Seadme tagaosas olev välgutivalmiduse märgutuli hakkab roheliselt pölema, andes märku, et võite protseduuri jätkata.



- 4 Välgutamiseks vajutage välguti nuppu. Te peaksite tundma soojatunnet, mis kaasneb välgutusega.

**Märkus.** Seadmest tulev valgus on silmadele ohutu. Kaitseprillide kandmine pole seadme kasutamise ajal vajalik. Kasutage seadet hästivalgustatud ruumis , et valgus poleks silmadele nii ere.



- 5 Paigutage seade järgmisse töödeldavale piirkonnale. Peale igat välgutisähvatust kulub kuni 3,5 sekundit, et seade oleks taas välgutivalmis. Te võite välgutisähvatuse teha, kui välgutivalmiduse märgutuli uuesti pölema hakkab.
- 6 Tagamaks, et kõik piirkonnad saaksid töödeldud, peavad välgutused olema tehtud lähestikku. Siiski veenduge, et iga piirkond saaks välgutatud ainult üks kord. Ühe ja sama piirkonna mitmekordne välgutamine ei tõsta protseduuri tõhusust, küll aga suurendab nahareaktsioonide tekkevõimalust..

## Kaks töötlusrežiimi: „aseta ja välguta“ ning „libista ja välguta“


Teie Philips Lumeal on kaks töötlusrežiimi mugavamaks kasutamiseks erinevatel kehapiirkondadel.

- Režiim „aseta ja välguta“ on ideaalne väiksemate või kumerustega piirkondade töötlemiseks, nagu põlved või kaenlaalused. Ühe välgutuse tegemiseks vajutage koraks välguti nuppu.
- Režiimi „libista ja välguta“ on mugav kasutada suuremate alade, näiteks jalga töötlemiseks. Hoidke välguti nuppu all ja libistage seadet nahal, et teha ridamisi mitu välgutust.

## Soovitatav protseduurikava

### Esmane faas

Esimese 4–5 protseduuri jaoks soovitame teil kasutada Philips Lumeat iga kahe nädala tagant, et kõik karvad saaksid töödeldud.




### Hooldusfaas

Peale esmase töötluse faasi (4–5 protseduuri) soovitame teil teha hooldusprotseduure iga 4–8 nädala tagant, kui märkate, et karvad kasvavad tagasi. See on vajalik, et tulemused säiliksid ning et saaksite siledat nahka nautida mitu kuud. Protseduuride vaheline aeg võib teie individuaalsest karvade tagasikasvust lähtuvalt ja ka erinevates kehapiirkondades erineda.



## Soovitatav otsak ja töötlemise aeg erinevates kehapiirkondades



## Pärast kasutamist

### Levinud nahareaktsioonid

Nahale võib tekkida kerge punetus ja/või kihelus, kipitus või nahk võib kuumata. See reaktsioon on täiesti kahjutu ja kaob kiiresti.

Raseerimise või raseerimise ja valgustöötluse töttu võib nahk muutuda kuivaks ja võib tekkida sügelus. Võite piirkonda jäälkoti või märja käterätiga

jahutada. Kui kuivus püsib, võite määrida töödeldud piirkonnale lõhnastamata niisutuskreemi 24 tundi pärast töötlust.

## Harvad kõrvaltoimed

- Põletused, tugev punetus ja turse: need reaktsioonid tekivad väga harva. Neid põhjustab valgustugevus, mis on teie nahatooni jaoks liiga tugev. Kui need reaktsioonid ei kao kolme päeva jooksul, soovitame pidada nõu arstiga. Oodake järgmise töötlemisega, kuni nahk on täielikult paranenud ja veenduge, et kasutate nõrgemalt valgustugevust.
- Naha värvimuuutus: need reaktsioonid tekivad väga harva. Naha värvimuuutus väljendub ümbritsevast piirkonnast tumedamate (hüperpigmentsioon) või heledamate (hüpopigmentsioon) laikudena. Seda põhjustab valgustugevus, mis on teie nahatooni jaoks liiga tugev. Kui värvimuuutus ei kao kahe nädala jooksul, soovitame pidada nõu arstiga. Ärge töödelge värvि muutnud piirkondi enne värvimuuutuse kadumist ja kuni nahk on omandanud tavapärase nahatooni.
- Nahainfektsioon ja -põletik: seda esineb väga harva ja seda võib põhjustada seadme kasutamine raseerimisest tingitud haavadel või sisselöigetel, juba olemasolevatel haavadel või sissekasvanud karvadel.
- Tugev valu: seda võib esineda töötuse ajal või pärast seda, kui kasutasite seadet karvadega nahal, kui kasutasite seadet teie nahatooni jaoks liiga tugeva valgustugevuse juures, kui rakendasite välgutisähvatust samas piirkonnas rohkem kui korra ja kui kasutasite seadet lahtisel haavadel, põletike ja infektsioonide piirkonnas, tätovereeringutel, põletushaavadel jne.


## Järelhooldus

Pärast kasutamist on töödeldud piirkonnale ihupiima, kreemi, deodorandi, niisutaja või kosmeetika pealekandmine ohutu. Kui tunnete peale protseduuri nahaärritust või kui nahk punetab, oodake, kuni ärritusnähud kaovad, enne üksköik mis toote pealekandmist. Kui tunnete nahaärritust peale toote nahale kandmist, peske see veega maha.

## Laadimine

Enne esmakasutust laadige seadme aku täis. Laadimiseks kulub umbes 1 tund ja 40 minutit. Laadige aku iga 3–4 kuu tagant täiesti täis, isegi siis, kui te seadet pikemat aega ei kasuta.

Seadme laadimise ajal vilgub laadimistuli roheliselt.




**Märkus.** Seda seadet saab kasutada ainult juhtmevabalt.

- 1 Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud.
- 2 Sisestage väike pistik seadmesse ja lükake adapter seinakontakti.


**Märkus.** See seade on varustatud aku ülekuumenemiskaitsega ja laadimist ei toimu, kui ruumi temperatuur on üle 40 °C.

## Aku on täis laetud



Kui aku on täis laetud, pöoleb laadimise märgutuli pidevalt roheliselt. Täislaetud akud võimaldavad vähemalt 370 välgutisähvatust valgustugevuse 5 juures.


## Aku on tühi




Kuiaku on peaaegu tühi, hakkab laadimise märgutuli oranžilt vilkuma.

## Puhastamine ja hoiustamine

- 1 Peale kasutamist lülitage seade välja, tömmake selle toitejuhe seinakontaktist ja laske seadmeli jahtuda.
- 2 Eemaldage otsak.



- 3 Niisutage seadmega kaasasolevat pehmet lappi mõne tilga veega ja kasutage seda järgmiste osade puhastamiseks:
  - valguskiirguse väljundaken
  - otsakute välimispind
  - reflektor otsakute sees
  - täppisotsaku sees olev punakas klaasfilter.
- 4 Laske kõikidel osadel õhu käes täielikult ära kuivada.
- 5 Hoiustage seadet kuivas tolmuvabas kohas temperatuurivahemikus 0–60 °C.



## Ringlussevõtt



- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL).



- See sümbol tähendab, et käesolev toode sisaldab sissehitatud akupatareid, mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2006/66/EÜ). Me soovitame teil oma toode viia Philipsi ametlikku kogumispunkti või hoolduskeskusesse, et akupatarei professionaalil eemaldada lasta.
  - Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akupatareide lahuskogumist reguleerivaid eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Akupatarei eemaldamine

Hoiatus. Eemaldage akupatarei seadmest vaid siis, kui seadme kasutusest kõrvaldate. Enne aku eemaldamist kontrollige, et see oleks täiesti tühi.

- 1 Veenduge, et seadme esi- ega tagaküljel ei ole kruvisid. Kui on, siis eemaldage need.
  - 2 Eemaldage kruvikeeraja abil seadme esi- ja/või tagapaneel. Vajadusel eemaldage ka ülejäänud kruvid ja/või seadme osad, kuni näete trükkplati ja akupatarei.
  - 3 Eemaldage akupatarei.

## Garantii ja tugi

Kui vajate teavet või abi, külastage veebilehte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) või lugege eraldiolevat rahvusvahelist garantiilehte.

## Tehniline spetsifikatsioon

Nimipinge	100–240 V
Nimisagedus	50–60 Hz
Nimisisendvõimsus	7,5 W
Elektrilöögikaitse	Klass II
Kaitsetegur	IP 30 (EN 60529)
Kasutustingimused	Temperatuur: +15 °C kuni +35 °C

Suhteline õhuniiskus: 5% kuni 95%

Täppisotsaku spekter	> 600 nm
Liitium-ioon aku	2 x 3,7 volti, 1500 mAh

## Veaotsing

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil seadmega tekkida võivad. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külaluste veeblelehte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade lülitub äkki välja.	Laetav aku on tühjaks saanud.	Laadige seade. Vt peatükk „Laadimine“
Seade/adapter läheb laadimise ajal kuumaks.	See on normaalne.	Teha pole vaja midagi.
Ma ei saa seadet kasutada vooluvõrku ühendatult.	Ohutuskaalulustel ei saa seadet vooluvõrku ühendatult kasutata.	Philips Lumeat saab kasutada ainult juhtmevabalt.
Otsaku vastu nahka asetamisel ei hakka välgutivalmiduse märgutuli põlema, kuigi ventilaator töötab.	Ülekuumenemise kaitse on aktiveerunud.	Ülekuumenemise kaitse aktiveerumisel töötab ventilaator edasi. Arge lülitage seadet välja, vaid laske sel jahtuda umbes 15 minutit, enne kui jätkate kasutamist.
Välgutivalmiduse märgutuli on rohelise, kuid välguti nupule vajutades ei teki välgutisähvatust.	Seade on vaja lähtestada.	Seadme lähtestamiseks lülitage seade välja ja siis sisse tagasi.
Seadmest tuleb imelikku lõhna.	Otsak või klaasfilter on määrdunud.	Puhastage otsak hoolikalt.
	Te pole töödeldavalalt alalt karvu korralikult eemaldanud. Need karvad võivad körbeda ja tekitada vastavat lõhna.	Eeltöödelge nahka enne Lumea kasutamist.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Nahk tundub protseduuri ajal tundlikum kui tavaiselt/ Seadme kasutamisel tunnen ma talumatut valuaistingut.	Valgustugevus, mida kasutate, on seadistatud liiga kõrge peale.	Kontrollige, et olete valinud õige valgustugevuse taseme. Vajadusel valige nõrgem tase.
	Te pole töödeldavatelt aladelt karvu eemaldanud.	Eeltöödelge nahka enne Lumea kasutamist.
	Valguskiurguse väljundakna UV-filter on katki.	Kui UV-filter on katki, ärge enam seadet kasutage. Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
	Töötlesite ala, mille jaoks seade pole ette nähtud.	Ärge kunagi kasutage seadet järgmistes piirkondades: väikestel häbermemokkadel ja päraku piirkonnas, nibudel, nibü Ümbritseval tumedal alal, huultel, ninasöörmete ja körvade sees, silmade ümbruses ja kulmude läheduses. Mehed ei tohi seda kasutada näol ega munandikottidel.
	Seade ei sobi teie nahatooniga.	Ärge kasutage seadet, kui teie nahatüüp on VI või nahatoon pruunkasmust või tumedam.
Töötlemisjärgne nahareaktsioon kestab tavapärasest kauem.	Kasutasite valgustugevuse taset, mis on teie jaoks liiga kõrge.	Valige järgmisel korral madalam valgustugevus. Vt peatükki „Philips Lumea kasutamine“ jaotis „Õige valgustugevuse valimine“.
Töötlemine ei anna rahulda vaid tulemusi.	Kasutasite valgustugevuse taset, mis on teie jaoks liiga madal.	Valige järgmisel korral suurem valgustugevus.
	Te ei välgutanud eelnevalt töödeldud piirkonnaga külgnevat ala.	Välgitused peavad olema tehtud lähestikku.
	Seade ei ole teie kehakarvade värvjuures töhus.	Kui teie karvade värv on heleblond, blond või punane, siis on protseduur ebätöhust.
Minu kehaotsakul puudub integreeritud klaas/filter/aken.	See on normaalne.	Kehaotsak ei sisalda integreeritud klaasi/filtrit/akent.

## Laipni lūdzam!

Laipni lūdzam Lumea skaistuma pasaule! Lai iegūtu zīdaini gludu ādu, jums būs vajadzīgas tikai dažas nedēļas.

Philips Lumea izmanto intensīvi pulsējošas gaismas (Intense Pulsed Light – IPL) tehnoloģiju, kas pazīstama kā viena no visefektīvākajām metodēm matīnu ataugšanas pastāvīgai novēršanai. Ciešā sadarbībā ar licencētiem dermatologiem mēs esam pielāgojuši uz gaismu balstītu tehnoloģiju, kas tiek izmantota skaistumkopšanas salonos, vienkāršai un efektīvai lietošanai mājas drošajos apostākļos. Philips Lumea epilators ir maigs, un tas piedāvā ērtu un efektīvu apstrādi ar nelielu intensitāti, kas jums šķītis ērta. Nevēlamie matīni paliek pagātnei. Izbaudiet atbrīvošanos no apmatojuma, izskatieties un jūtieties brīnišķīgi katru dienu.

Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu produktu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Lai saņemtu papildu informāciju, ejiet uz [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea) un saņemiet ekspertu padomus, iepazīstināšanas video un atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem, gūstot no Lumea maksimālo labumu.

## Ierīces apskats

- 1 Gaismas lodziņš ar iebūvētu UV filtru
- 2 Uzgalī
  - a Precīzs uzgalis
  - b Kermenja uzgalis
- 3 Uzgalī atrodas atstarotājs
- 4 Drošības gredzens
- 5 Gaismas impulsa zibšņa poga
- 6 Intensitātes indikatori (1-5)
- 7 Intensitātes palielināšanas poga
- 8 Intensitātes samazināšanas poga
- 9 Uzlādēšanas indikators un tukšas baterijas indikators
- 10 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 11 Ierīces ligzda
- 12 Indikators „Gatavs gaismas impulsa zibsnim”
- 13 Gaisa atveres
- 14 Adapteris
- 15 Mazā kontaktdakša

## Kam nebūtu jālieto Lumea? Kontrindikācijas

- Nelietojiet šo ierīci, ja jums ir VI ādas tips (jums reti vai nekad saulē neapdeg, loti tumšs iedegums). Šajā gadījumā jums ir augsts ādas reakcijas veidošanās risks, piemēram hiperpigmentācija un hipopigmentācija, stiprs apsārtums vai apdegums.



- Neizmantojiet ierīci, ja esat stāvokli vai barojat ar krūti, jo ierīce nav testēta uz grūtniecēm un sievietēm, kas baro ar krūti.

- Nekad neizmantojet ieřīci, ja jums ir kāda no tālāk norādītajām slimībām:
  - Ja jums ir ādas slimība, piemēram, aktīvs ādas vēzis, jums ir ādas vēža vai kāda cita lokalizēta vēža paveida vēsture procedūrai pakļautajās zonās.
  - Ja jums procedūrai pakļautajās ādas zonās ir pirmsvēža ādas bojājumi vai atipiskas dzimumzīmes.
  - Ja jums ir kalogēna izstrādes traucējumu vēsture, tajā skaitā keloīda rētu veidošanās vēsture vai grūti dzīstošu brūču vēsture.
  - Ja jums ir asinsvadu sistēmas slimību vēsture, kā piemēram, varikozas vēnas vai asinsvadu ektāzija procedūrai pakļautajās zonās.
  - Ja jūsu āda ir jutīga pret gaismu un tās iedarbībā ātri veidojas izsitumi vai alergiskas reakcijas.
  - Ja jums procedūrai pakļautajās ādas zonās ir ādas infekcijas, ekzēmas, apdegumi, iekaisuši folikuli, plēstas brūces, nobrāzumi, parastās herpes, ievainojumi, ādas bojājumi vai hematomas.
  - Ja pēdējo trīs nedēļu laikā procedūrai pakļautajās zonās ir operāciju rētas.
  - Ja jums ir epilepsija ar gaismas jutīgumu.
  - Ja jums ir diabēts, vilkēde, porfirija vai sirds nepietiekamība.
  - Ja jums ir asinsreces traucējumi.
  - Ja jums ir imūndepresīvo slimību vēsture (tajā skaitā HIV un AIDS)
- Nekad neizmantojet ieřīci, ja lietojat kādu no tālāk norāditajiem medikamentiem:
  - Ja jūsu āda šobrīd tiek ārstēta vai pēdējās nedēļas laikā tikusi ārstēta ar alfa hidroksiskābēm (AHA), betahidroksiskābēm (BHA), izotretinoīnu un azelaīnskābi.
  - Ja pēdējo sešu mēnešu laikā ir uzņemta jebkura izotretinoina akutāna vai roakutāna forma. Šāda ārstēšana var padarīt ādu vairāk uzņēmīgu pret plēsumiem, brūcēm un iekaisumiem.
  - Ja lietojat sāpu remdēšanas līdzekļus, kas samazina ādas jutību pret siltumu.
  - Ja lietojat gaismjutīgus elementus saturošas vielas vai medikamentus, pārbaudiet medikamentu lietošanas instrukciju un nekad nelietojet ieřīci, ja tajā ir norādīts, ka tas var izraisīt fotoalergiskas un fototoksiskas reakcijas, vai arī medikamentu lietošanas laikā jāizvairās no saules iedarbības.
  - Ja lietojat pretrecēšanas medikamentus, tajā skaitā pastiprināta aspirīna lietošana, kas pieprasīs minimums 1 nedēļas periodu, pirms medikamenti ir izdalījušies no organisma.
  - Ja lietojat imūndepresīvos medikamentus.
- Nekad neizmantojet ieřīci šādās zonās:



- Ap acīm un uzacu tuvumā.
  - Uz krūsgaliem, areolām, mazajām kaunuma lūpām, vagīnas, anālās atveres un deguna nāšu un ausu iekšpusē.
  - Virieši to nevar izmantot uz sēkliniekim un sejas.
  - Virs mākslīgiem svešķermeniem, piemēram, silikona implantiem, elektrokardiostimulatoriem, zemādas injekciju portiem (insulīna dozēšanai) vai pīrsingiem, vai to tuvumā.
  - Uz dzimumzīmēm, vasaras raibumiem, pietūkušām vēnām, tumšākām pigmentācijas zonām, rētām un citām ādas anomālijām, pirms tam nesazinoties ar savu ārstējošo ārstu. Tas var izraisīt apdegumus un krāsas maiņu, kas, iespējams, apgrūtinās ādas slimību diagnosticēšanu.
  - Uz kārpām, tetovējumiem un permanentā grima. Tas var izraisīt apdegumus un krāsas maiņu.
  - Zonās, kur jūs lietojat ilglaičīgas iedarbības dezodorantus. Tas var izraisīt ādas kairinājumu.
  - Nekad neizmantojiet ierīci uz apdegusās, nesen nosauļotas vai mākslīgi nosauļotas ādas.
- Piezīme.** Šis saraksts nav pilnīgs. Ja nav pārliecība, ka varat izmantot ierīci, ieteicams sazināties ar ārstu.

## Svarīgi!

### Bīstami



- Turiet ierīci un adapteri sausumā.
- Ja ierīce ir salauzta, nepieskarieties iekšējām daļām, lai izvairītos no elektriskās strāvas triecienu.
- Neievietojiet ierīcē nekādus objektus.

### Brīdinājums

- Ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Jāraugās, lai bērni nerotaļājas ar šo ierīci.
- Ierīce nav paredzēt bērniem, kas jaunāki par 15 gadiem. Jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem var izmantot šo ierīci vecāku vai aizbildņu uzraudzībā un/vai ar viņu palīdzību. Pieaugušie no 18 gadu vecuma var brīvi izmantot šo ierīci.
- Ierīces lādēšanai izmantojiet tikai komplektā ietverto adapteri.

- Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārbaudiet to. Nelietojiet ierīci vai adapteri, ja tas bojāts. Vienmēr nomainiet bojātu detaļu ar oriģinālu detaļu.
- Adapteri ir iebūvēts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteri, lai aizstātu to ar citu spraudni, jo tā tiek radīta bīstama situācija.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts gaismas lodziņa UV filtrs.
- Neizmantojiet precīzo uzgali, ja tā filtrs ir bojāts.

### Kā pasargāt ierīci no bojājumiem

- Raugieties, lai nekas nenosprosto gaisa plūsmu cauri ventilācijas atverēm.
- Nepakļaujiet ierīci stipriem triecieniem, nekratiem un nenometiet to zemē.
- Ja ierīci pārvietojat no ļoti aukstas vides uz ļoti siltu vai pretejī, pirms lietošanas nogaidiet apmēram 3 stundas.
- Neveiciet gaismas impulsu pret jebkādu citu virsmu, kā vien ādu. Tādējādi var izraisīt smagus uzgaļa un/vai gaismas lodziņa bojājumus. Gaismas impulsu veiciet tikai tad, kad ierīce ir saskārusies ar ādu.

## ievērībai




- Šī ierīce nav mazgājama. Ierīci nedrīkst mērkt ūdenī un mitrināt zem ūdens krāna.
- Higēnas labad ierīci vajadzētu lietot vienai personai.
- Lietojet ierīci tikai ar tādiem iestatījumiem, kas atbilst jūsu ādas tipam. Lietojet ar lielākiem iestatījumiem, nekā ir rekomendēts, var palielināties ādas reakcija un blakusparādības.
- Izmantojiet šo ierīci tikai tai paredzētajiem mērķiem, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Ierīces tīrišanai nekad nelietojiet saspiestu gaisu, tīrišanas drāniņas, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Ja remontu veic nekvalificēts cilvēks, lietotājam var rasties īpaši bīstamas situācijas.


## Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.


## Kā IPL darbojas



Izmantojot IPL tehnoloģiju, āda tiek pakļauta saudzīgiem gaismas impulsiem, ko absorbē matu saknītes. Jo tumšāki ir matiņi, jo labāk tiek absorbēti gaismas impulsi.




Gaismas impulsi veicina matiņu folikulu ieiet atpūtas fāzē. Tā rezultātā mati dabiski izkrīt, un to ataugšana ir novērsta, visai ādai kļūstot zīdaini gludai.



Matu augšanas cikls sastāv no dažādām fāzēm. IPL tehnoloģija efektīva vienīgi, ja matiņi ir augšanas fāzē. Visi matiņi vienlaikus nav vienā un tajā pašā fāzē. Tādēļ mēs iesakām izmantot astoņu nedēļu apstrādes grafiku, kuram seko pielabošana, lai nodrošinātu, ka visi matiņi ir efektīvi apstrādāti augšanas fāzē.

**Piezīme.** Ja jums ir gaiši blondi vai balti mati, apstrāde ar Lumea nebūs efektīva, jo gaiši mati neabsorbē pietiekami daudz gaismas. Tālāk varat redzēt matu krāsas, kurām Lumea ierīce ir piemērota un efektīva.

## Piemērotās ķermēņa apmatojuma krāsas



## Ko sagaidīt

### Uzreiz pēc pirmās apstrādes reizes

Pēc pirmās procedūras var paitet 1–2 nedēļas, līdz apmatojums sāk izkrīt. Pirmajās nedēļās pēc pirmās procedūras būs novērojams, ka apmatojums turpina augt. Tie, visticamāk, ir matiņi, kuri pirmās procedūras laikā vēl nav bijuši augšanas fāzē.

### Pēc 2–3 procedūrām

Pēc 2–3 procedūrām varēsiet novērot ievērojamu apmatojuma augšanas palēninājumu. Tomēr, lai efektīvi apstrādātu visus matiņus, ir svarīgi turpināt apstrādi saskanā ar ieteicamo procedūru grafiku.

### Pēc 4–5 procedūrām

Pēc 4–5 procedūrām varēsiet novērot būtisku apmatojuma augšanas palēninājumu zonās, kuras apstrādājāt ar Lumea. Turklāt būs pamanāms arī apmatojuma biezuma samazinājums. Lai saglabātu rezultātus, turpiniet pielabošanu regulāri (ik pēc 4–8 nedēļām).

# Padomi attiecībā uz saulošanos

## Saulošanās ar dabisku vai mākslīgu apgaismojumu



Tiši pakļaujot ādu dabiskajai vai mākslīgajai saules gaismai ar mērķi veidot iedegumu ietekmē ādas jutīgumu un krāsu. Tādēļ ir ļoti svarīgi šādi faktori:


- Pēc katras procedūras vismaz 24 stundas nesauļojieties. Pat pēc 24 stundām jums jāpārliecinās, ka procedūrā apstrādātā āda nav apsārtusi, pirms to pakļaujat saules iedarbībai. Ja pakļaujat ādu saules stariem, pārklājiet procedūrā apstrādātās zonas ar līdzekli aizsardzībai pret saules starojumu jeb saules aizsargkrēmu (SPF 50+). Pēc šī perioda varat izmantot parasto saules aizsargkrēmu.
- Pēc katras saulošanās vismaz 48 stundas nelietojiet Lumea. Lai noteiku piemērotu gaismas intensitātes iestatījumu, 48 stundas pēc saulošanās veiciet ādas testēšanu.
- Neizmantojiet Philips Lumea uz zonām, kurās ir saules izraisīti apdegumi.  
**Piezīme. Gadījuma rakstura un netieša saules staru iedarbība netiek uzskatīta par saulošanos.**

## Saulošanās, izmantojot krēmus

Ja izmantojat mākslīgās saulošanās losjonu, nelietojiet šo ierīci, kamēr mākslīgais iedegums nav pilnībā pazudis.

## Pirms Lumea lietošanas

### Ādas iepriekšēja sagatavošana



Pirms Lumea izmantošanas āda vispirms jāsagatavo, nonemot no ādas virsmas apmatojumu. Tādējādi zem ādas esošās matiņu daļas var absorbēt gaismu, nodrošinot efektīvu apstrādi. Apmatojumu var noskūt, ūsi apgriezt vai vaksēt. Nelietojiet depilācijas krēmus, jo kīmikālijas var izraisīt ādas reakciju.



Ja izvēlaties vaksāciju, lūdzu, nelietojiet Lumea 24 stundas pēc tās. Mēs iesakām pirms procedūras nomazgāties dušā, lai nodrošinātu, ka no ādas tiek notīriți visi vaksācijas atlukumi.

- 1 Zonas, kuras plānojat apstrādāt ar Lumea, vispirms sagatavojiet.
- 2 Notīriet ādu un, nodrošiniet, lai tā ir bez apmatojuma, pilnīgi sausa un lai uz tās nebūtu taukvielu.

**Piezīme. Tiklīdz matiņi vairs neataug — kas parasti notiek pēc 4–5 procedūrām — pirms ierīces lietošanas āda vairs nav jāsagatavo.**

## Ādas testēšana

Ja lietojat Lumea pirmo reizi vai neilgu laiku pēc saulošanās, veiciet ādas testēšanu katrā zonā, kuru gatavojaties apstrādāt. Ādas testēšana ir nepieciešama, lai pārbaudītu ādas reakciju uz apstrādi un lai konstatētu pareizo gaismas intensitātes iestatījumu katrai ķermēņa zonai.


- 1 Izvēlieties zonu, kas atrodas tuvu zonai, kuru plānojat pakļaut procedūrai.
- 2 Ieslēdziet ieřīci. Pārliecinieties, vai izraudzīts iestatījums nr. 1.
- 3 Pielieciet ieřīci ādai un nos piediet zibšņa pogu, lai veiktu zibsnī.
- 4 Pārvietojiet ieřīci virs ādas uz nākamo apstrādājamo zonu.
- 5 Palieliniet iestatījumu par vienu iedaļu, veiciet zibsnī un pavirziet ieřīci uz nākamo zonu. Atkārtojet šo procedūru ar visiem iestatījuma līmeniem jūsu ādas tipam ieteicamajā diapazonā.
- 6 Pēc ādas testēšanas nogaidiet 24 stundas un pārbaudiet, vai jūsu ādai nav kādas reakcijas. Ja āda reagē, turpmākai lietošanai izvēlieties visaugstāko iestatījumu, kas neizraisa nekādu ādas reakciju.

## Philips Lumea lietošana


### Uzgaļi

#### Uzlikšana un noņemšana

Lai uzliktu uzgali, vienkārši uzspiediet to uz gaismas lodziņa.



Lai uzgali noņemtu, vienkārši noraujiet to no gaismas lodziņa.



#### Ķermēņa uzgalis

Ķermēņa uzgalī var izmantot nevēlamu matīnu likvidēšanu ķermēņa zonās, kas atrodas zem kakla līnijas. To var izmantot lielāku zonu apstrādei, piemēram kājām.

#### Precīzs uzgalis


Precīzajā uzgalī ir iestrādāts papildu iebūvēts gaismas filtrs sevišķai aizsardzībai, un tādēļ to var izmantot nevēlamu sejas matīnu likvidēšanai uz

augšlūpas, zoda un pie vaigiem. Precīzo uzgali var izmantot arī, lai bez piepūles piekļūtu grūti aizsniedzamām ķermenē daļām, piemēram, kājū pirkstiem, bikini zonai vai padusēm. Tomēr neizmantojet Lumea uzacu apstrādei.


## Pareiza gaismas intensitātes līmena izraudzīšanās

Lumea nodrošina piecus dažādus gaismas intensitātes līmenus Jūs varat izvēlēties gaismas intensitātes iestatījumu, kas ir atbilstošs jūsu ādas tipam un gaismas intensitātes līmenim, kas jums šķiet ērts.

- 1 Lai izraudzītos pareizo iestatījumu, skatiet zemāk sniegtā tabulu.
- 2 Lai noregulētu gaismas intensitātes iestatījumu, nospiediet intensitātes palielināšanas pogu vai intensitātes samazināšanas pogu, līdz sasniegts nepieciešamais iestatījums.
- 3 Lumea procedūrām nav jābūt sāpīgām. Ja jūtat diskomfortu, samaziniet gaismas intensitātes iestatījumu.
- 4 Lai noteiktu piemērotu gaismas intensitātes iestatījumu, pēc sauļošanās veiciet ādas testēšanu.



Ādas tips	Ādas tonis	Gaismas intensitātes iestatījums
I	Balta; apdegumi veidojas parasti, iedegums neveidojas.	4/5
II	Smilškrāsas; viegli veidojas apdegumi, iedegums minimāls.	4/5
III	Gaiši brūna; apdegumi veidojas viegli, iedegums veidojas lēnām, līdz vieglam brūnumam.	4/5
IV	Vidēji brūna; apdegumi veidojas reti, iedegumus viegli.	3/4
V	Vidēji brūna; apdegumi veidojas reti, iedegums veidojas ļoti viegli.	1/2/3
VI	Brūni melna vai tumšāka; saulē neapdeg nekad vai reti, ļoti tumšs iedegums.	Šo ierīci jūs nevarat izmantot



**Piezīme.** Jūsu āda var reagēt atšķirīgi dažādās dienās/gadījumos daudzu iemeslu dēļ.


## Ierīces kopšana

- 1 Pirms lietošanas uzlādējiet ierīci, notīriet uzgalus un gaismas lodziņu un uzgali, izvēlieties pareizu gaismas intensitāti jūsu ādas krāsai.



- 2 Novietojiet ierīci 90° leņķi uz ādas, lai uzgalis un drošības gredzens saskaras ar ādu.

Drošības gredzens novērš netīšu zibsnīšanu, ja nav saskare ar ādu.



- 3 Lai panāktu labu saskari ar ādu, stingri piespiediet to ādas virsmai.



Ierīces aizmugurē esošā gatavības lampiņa iedegas zaļā krāsā, norādot, ka jūs varat veikt apstrādi.



- 4 Nospiediet zibšņa pogu, lai veiktu zibsnī. Zibšņa iespaidā jums būtu jājūt siltuma sajūta.

**Piezīme.** Ierīces radītā gaisma ir nekaitīga acīm. Lietošanas laikā nēsāt brilles nav nepieciešams. Lietojiet ierīci labi apgaismotā telpā, lai gaisma neapžilbinātu acis.

- 5 Pārvietojiet ierīci uz nākamo apstrādājamo zonu. Pēc katra zibšņa nepieciešamas 3,5 sekundes, līdz ierīce ir gatava nākamajam zibsnim. Kad gatavības lampiņa atkal iedegas, varat veikt zibsnī.

- 6 Lai nodrošinātu, ka tiek apstrādātas visas zonas, zibšņi jāveic blakus viens otram. Tomēr raugieties, lai zibšņi katrā zonā notiktu tikai vienreiz. Zibsnīšana vienā zonā divreiz neuzlabo procedūras efektivitāti, taču palielina ādas kairinājuma risku..



## Divi apstrādes režīmi: Pārcelt un veikt zibsni vai pabīdīt un veikt zibsni


Philips Lumea var veikt apstrādi divos režīmos, kurus var izvēlēties ērtākai dažādu ķermeņa zonu apstrādei.

- Pārcelšanas un zibsnīšanas režīms ir piemērots nelielu vai izliektu zonu apstrādei, piemēram, celiem un apakšdelmiem. Vienkārši nospiediet un atlaidiet zibšņa pogu, veicot vienu zibsni.
- Šis virzīšanas un zibsnīšanas (Slide & Flash) režīms paredzēts lielāku zonu, piemēram, kāju, apstrādei. Pārvietojot ierīci pa ādu, turiet zibšņa pogu nospiestu, veicot vairākus zibšņus pēc kārtas.

## Ieteicamais procedūru grafiks.

### Sākotnējā fāze

Lai nodrošinātu, ka viss apmatojums ir apstrādāts, pirmās 4 līdz 5 procedūras ar Philips Lumea mēs iesakām veikt reizi vai divas reizes nedēļā.




### Pielabošanas fāze

Pēc sākotnējās apstrādes fāzes (4–5 procedūras) mēs iesakām veikt pielabošanu ik pēc 4–8 nedēļām, kad pamanīsiet, ka matiņi atkal sāk augt. Tas nepieciešams, lai saglabātu rezultātu un mēnešiem ilgi izbaudītu gludu ādu. Laiks starp procedūrām var mainīties atkarībā no jūsu individuālā apmatojuma ataugšanas ātruma un arī atkarībā no ķermeņa zonas.



## Ieteicamais uzgalis un procedūras ilgums katrai ķermenē zonai



## Pēc lietošanas

### Izplatītās ādas reakcijas

Ādā var parādīties neliels apsārtums un/vai durstīšanas sajūta, tirpoņa vai siltuma sajūta. Tāda reakcija ir pavisam nekaitīga un drīz izvērš.

Ādas žūšana un nieze var rasties skūšanās dēļ vai skūšanas un gaismas terapijas apvienošanas dēļ. Apstrādājamo zonu var dzesēt ar ledu vai mitru kabatlakatu. Ja sausums saglabājas, 24 stundas pēc procedūras varat uzklāt apstrādātajai zonai nearomatizētu mitrinātāju.

## Reti blakusefekti

- Apdegumi, pārmērīgs apsārtums un pietūkums: šīs reakcijas notiek ļoti reti. Šīs reakcijas notiek tādēļ, ka izmantotā gaismas intensitāte ir pārāk liela jūsu ādas tonim. Ja šīs reakcijas neizzūd 3 dienu laikā, iesakām konsultēties ar ārstu. Nesāciet nākamo procedūru, kamēr āda nav pilnībā atveselojusies, un turpmāk izmantojiet mazāku gaismas intensitāti.
- Ādas krāsas pārmaiņas: šī reakcija notiek ļoti reti. Ādas krāsas pārmaiņas izskatās kā plankums, kas salīdzinājumā ar apkārtesošo ādu ir tumšāks (hiperpigmentācija) vai gaišāks (hipopigmentācija). Šī reakcija notiek tādēļ, ka izmantotā gaismas intensitāte ir pārāk liela jūsu ādas tonim. Ja ādas krāsas pārmaiņas neizzūd 2 nedēļu laikā, iesakām konsultēties ar ārstu. Neturpiniet procedūru vietās, kur pamanāmas ādas krāsas pārmaiņas, kamēr tās nav izzudušas un āda nav atguvusi normālo toni.
- Ādas infekcija un iekaisums: šī reakcija notiek ļoti reti, un to, iespējams, izraisa ierīces lietošana uz brūcēm vai griezumiem, kas radušies skūšanās rezultātā, vai arī uz jau esošām brūcēm vai ieaugušiem matiņiem.
- Lielas sāpes: šī reakcija var notikt procedūras laikā vai pēc tās, ja izmantojāt ierīci uz neskūtas ādas, izmantojāt ierīci ar gaismas intensitāti, kas ir pārāk liela jūsu ādas tonim, veicāt zibsnī uz tās pašas zonas vairāk nekā vienu reizi vai izmantojāt ierīci uz valējām brūcēm, iekaisumiem, infekcijām, tetovējumiem, apdegumiem u. tml.


## Pēcapstrāde.

Pēc lietošanas varat droši apstrādātajām zonām pielietot losjonus, krēmus, dezodorantus, mitrinātājus vai kosmētiku. Ja pēc procedūras rodas ādas iekaisums vai apsārtums, pagaidiet, līdz tas pazūd, un tikai tad pielietojiet ādai jebkādus produktus. Ja pēc kāda produkta pielietošanas rodas ādas iekaisums, nomazgājet to ar ūdeni.

## Lādēšana

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējet ierīces baterijas. Lādēšana ilgst aptuveni 1 stundu un 40 minūtes. Pilnībā uzlādējet baterijas reizi 3 vai 4 mēnešos arī tad, ja nelietojat to ilgu laiku.

Ierīces uzlādes laikā uzlādes indikators mirgo zaļā krāsā.




**Piezīme:** šo ierīci var lietot tikai bez vada.

- 1 Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta.
- 2 Iespraudiet mazo kontaktakāšu ierīcē un adapteri sienas kontaktiligzdā.


**Piezīme:** šī ierīce ir aprīkota ar bateriju pārkaršanas aizsardzību, un tā netiek uzlādēta, ja telpas temperatūra pārsniedz 40°C.

## Baterija ir pilnīgi uzlādēta



Kad baterijas ir pilnībā uzlādētas, uzlādes indikators pastāvīgi deg zaļā krāsā. Pilnībā uzlādētas baterijas nodrošina vismaz 370 gaismas impulsa zibšņus ar 5 līmena gaismas intensitāti.



## Tukša baterija



Ja baterija ir gandrīz tukša, uzlādes lampiņa sāk mirgot oranžā krāsā.

## Tīrīšana un uzglabāšana

- Pēc lietošanas izslēdziet ierīci, atvienojiet no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.
- Nonemiet uzgali.



- Samitriniet kopā ar ierīci piegādāto mīksto drānu ar dažiem üdens pilieniem un izmantojet to šādu daļu tīrīšanai:
  - gaismas lodziņš
  - uzgaļu ārējā virsma
  - uzgalī esošais atstarotājs
  - sarkanīgs filtra stikls precīzā uzgaļa iekšpusē
- Čiuttojiet visām detaļām pilnībā nožūt.
- Uzglabājiet ierīci no putekļiem brīvā un sausā vietā temperatūrā no 0 °C līdz 60 °C.

## Otrreizējā pārstrāde



- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).

- Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir ievietots iebūvēts uzlādējamais akumulators, kuru nedrīkst likvidēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2006/66/EK). Mēs iesakām produktu nodot oficiālā savākšanas punktā vai „Philips” pakalpojumu centrā, lai profesionāli izņemtu uzlādējamo akumulatoru.
- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko produktu un atkārtoti uzlādējamo bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza produktu likvidēšana palīdz novērst kaitīgu iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.

## Atkārtoti uzlādējamā akumulatora izņemšana

**Brīdinājums!** Izņemiet uzlādējamo akumulatoru tikai tad, kad atbrīvojaties no ierīces. Izņemot akumulatoru, pārliecinieties, ka tas ir pilnīgi tukšs.

- 1 Pārbaudiet, vai ierīces aizmugurē vai priekšpusē nav skrūvju. Ja ir, izņemiet tās.
- 2 Nonemiet ierīces aizmugurējo un/vai priekšējo paneli, izmantojot skrūvgriezi. Ja nepieciešams, noņemiet arī citas skrūves un/vai dalas, līdz redzat shēmas plati ar uzlādējamo akumulatoru.
- 3 Izņemiet uzlādējamo akumulatoru.

## Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vai lasiet atsevišķo, visā pasaulē pieejamo garantijas brošūru.

## Tehniskie rādītāji

Nominālais spriegums	100–240 V
Nominālā frekvence	50–60 Hz
Nominālā jauda	7,5 W
Aizsardzība pret elektrisko strāvas triecienu	II klase
Aizsardzības līmenis	IP 30 (EN 60529)
Izmantošanas nosacījumi	Temperatūra: no +15 °C līdz +35 °C

Relatīvais mitrums: no 5 % līdz 95 %

Precīzā uzgaļa raksturojums	>600 nm
Litija jonu baterija	2x3,7 volti 1500 mAh

## Traucējummeklēšana

Šajā nodalā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kādas var rasties, rīkojoties ar ierīci. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot turpmāko informāciju, apmeklējet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Ierīce pēkšni izslēdzas.	Uzlādējamās baterijas ir tukšas	Uzlādējiet ierīci. Skatiet nodaļu Lādēšana.
Uzlādēšanas laikā ierīce/adapteris uzsilst	Tas ir normāli.	Nedariet neko.
Man neizdodas lietot ierīci, kad tā pieslēgta elektrotīklam.	Drošības dēļ ierīci nav iespējams izmantot, ja tā ir pieslēgta elektrotīklam.	Philips Lumea var lietot tikai bez vada.
Zibšņa gatavības indikators neiedegas, kad novietoju uzgalī uz ādas, tomēr dzesēšanas ventilators darbojas.	Ir aktivizēta aizsardzība pret pārkaršanu.	Kad ir aktivizēta aizsardzība pret pārkaršanu, ventilators turpina darboties. Neizslēdziet ierīci, bet, pirms turpināt lietošanu, ļaujiet tai 15 minūtes atdzist.
Lampiņa „gatavs gaismas impulsa zibsnim” iedegas zaļā krāsā, tomēr ierīce neizdala zibsni, kad nospiežu zibšņa pogu.	Ierīcei jāveic atiestatīšana.	Lai ierīci atiestatītu, izslēdziet to un pēc 30 sekundēm atkal ieslēdziet.
Ierīce izdala dīvainu smaku.	Uzgalis vai filtra stikls ir netīrs.  Procedūrai paklautajās ādas zonās esošie matīni nav nonemti rūpīgi. Šie matīni var degt un izraisīt smaku.	Rūpīgi notīriet uzgali.  Pirms Lumea lietošanas veiciet ādas sagatavošanu.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Āda ir jutīgāka nekā parasti apstrādes laikā / lietojot ierīci, es jētu nepieņemamas sāpes.	Jūsu izmantotais gaismas intensitātes iestatījums ir pārāk augsts.	Pārbaudiet, vai ir izraudzīts pareizs gaismas intensitātes līmenis. Ja nepieciešams, izvēlieties zemāku iestatījumu.
	Procedūrai paklautajās ādas zonās esošie matiņi nav nonemti.	Pirms Lumea lietošanas veiciet ādas sagatavošanu.
	Bojāts gaismas lodziņa UV filtrs.	Ja ir bojāts UV filtrs, ierīci lietot nedrīkst. Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
	Jūs izmantojāt ierīci ādas zonai, kurā to nav paredzēts lietot.	Nelietojiet ierīci šādās zonās: uz iekšējām kaunuma lūpām, anālās atveres, krūsgaliem, areolām, lūpām, deguna nāšu un ausu iekšpusē, ap acīm un uz acu tuvumā. Vīrieši to nedrīkst izmantot uz sejas un sēklīniekiem.
	Ierīce nav piemērota jūsu ādas krāsai.	Nelietojiet šo ierīci, ja jums ir VI ādas tips, brūngani melna vai tumšāka ādas krāsa.
Ādas reakcija pēc procedūras saglabājas ilgāk nekā parasti.	Jūs izmantojāt pārāk augstu gaismas intensitātes iestatījumu.	Nākamreiz iestatiet zemāku gaismas intensitātes līmeni. Skatiet nodalas „Philips Lumea lietošana” sadaļu „Pareiza gaismas intensitātes līmeņa izraudzīšanās”.
Procedūras rezultāti nav apmierinoši.	Jūs izmantojāt pārāk zemu gaismas intensitātes iestatījumu.	Nākamreiz izvēlieties augstāku iestatījumu.
	Jūs neveicāt zibšķīnus zonā, kas atrodas blakus iepriekš apstrādātajai zonai.	Jums jāveic zibšķi blakus vienu otram.
	Ierīce nav efektīva jūsu kermenē apmatojuma krāsai.	Ja jums ir gaiši blondi, balti vai sarkani mati, apstrāde nebūs efektīva.
Manam kermenē uzgalim nav integrēta stikla/filtrā/lodziņa.	Tas ir normāli.	Manā kermenē uzgalī nav integrēts stikls/filtrs/lodziņš.

## Sveikiname

Sveiki atvykę į „Lumea“ grožio pasaulį! Tik už kelių savaičių jūsų oda bus šilko švelnumo.

„Philips Lumea“ naudojama intensyvios impulsinės šviesos (Intense Pulsed Light – IPL) technologija, žinoma kaip vienas veiksmingiausių metodų nuolat užkirsti kelią plaukams ataugti. Glaudžiai bendradarbiaudami su licencijuotais dermatologais mes pritaikėme šią šviesa grindžiamą technologiją, pirmiau naudotą profesionaliuose grožio salonuose, lengvai ir veiksmingai naudoti saugioje jūsų namų aplinkoje. „Philips Lumea“ yra švelnus, užtikrina patogą ir veiksmingą priežiūrą esant jums patogiam šviesos intensyvumui. Nepageidaujami plaukai pagaliau liko praeityje. Mégaukités netrukdant plaukams, atrodykite ir jauskités puikiai kasdien. Norédami pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Išsamesnę informaciją žr. [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea), ten rasite mūsų ekspertų patarimų, mokomųjų vaizdo įrašų ir DUK, kad geriausiai pasinaudotumėte savo „Lumea“.

## Prietaiso apžvalga

- 1 Šviesos išspinduliaivimo langelis su integruotu UV filtru
- 2 Priedai
  - a Tikslus priedas
  - b Kūno priedas
- 3 Reflektorius priedo viduje
- 4 Saugos žiedas
- 5 Blyksnio mygtukas
- 6 Intensyvumą žyminčios lemputės (1–5)
- 7 Intensyvumo didinimo mygtukas
- 8 Intensyvumo mažinimo mygtukas
- 9 Įkrovimo lemputė ir maitinimo elemento išsikrovimo indikatorius
- 10 Ijungimo / išjungimo mygtukas
- 11 Prietaiso lizdas
- 12 Lemputė „parengta blyksniui“
- 13 Oro angos
- 14 Adapteris
- 15 Mažas kištukas

## Kas neturėtų naudoti „Lumea“? Kontraindikacijos

- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jūsų odos tipas VI (jūs retai arba niekada nenudegate saulėje, jdegeate labai tamsiai). Tokiu atveju yra didelė rizika, kad jums išsvystys odos reakcijos, kaip hiperpigmentacija ir hipopigmentacija, smarkus paraudimas ar nudegimai.



- Niekada nenaudokite prietaiso, jei esate nėščia ar žindote, nes prietaisas neišbandytas naudoti nėščioms ar žindančioms moterims.

- Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu sergate bet kuria iš toliau išvardytų ligų:
  - Jeigu jums nustatyta tokia odos liga kaip aktyvus odos vėžys, jei sirgote odos vėžiu arba jums pasireiškė kitos lokalinio vėžio rūšys srityse, kurias ketinate apdoroti.
  - Jeigu turite priešvėžinių pakitimų arba daug netipinių apgamų srityse, kuriose ketinate atliliki procedūrą.
  - Jei buvo pasireiškės kolageno sutrikimas, pvz., keloidinio rando formavimasis arba sunkiai gyjančios žaizdos.
  - Jei srityse, kuriose ketinate atliliki procedūrą, buvo aptikta kraujagyslių liga, pvz., išsiplėtusios venos arba venų ektazija.
  - Jeigu jūsų oda yra jautri šviesai ir lengvai išsivysto bérimali arba alerginė reakcija.
  - Jei odos srityse, kuriose atliki site procedūrą, yra infekcija, egzema, nudegimų, uždegimo paveiktu folikulu, atvirų jdréskimų, nubrozdinimų, herpesas, žaizdų ar pažeidimų ir kraujosruvu.
  - Jeigu per praéjusias tris savaites patyrėte operaciją srityse, kurias ketinate apdoroti.
  - Jei sergate epilepsija, pasireiškiančią dėl jautrumo mirksinčiai šviesai.
  - Jei sergate diabetu, raudonaja vilklige, porfirija arba išemine širdies liga.
  - Jeigu turite kokių nors kraujavimo sutrikimų.
  - Jeigu jūs sirgote imuninės sistemos liga (iskaitant ŽIV infekciją arba AIDS)
- Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu vartojate kuriuos nors iš toliau išvardytų vaistų:
  - Jeigu jūsų oda šiuo metu gydoma ar praéjusią savaitę buvo gydoma alfa hidroksirūgštis (AHA), beta hidroksirūgštis (BHA), izotretinoinu vietiniam naudojimui ir azelaino rūgštimi.
  - Jei per praéjusius šešis mėnesius vartojote izotretinoiną akutaną ar roakutaną bet kokia forma. Dėl šio gydymo oda gali lengvai plysti, atsirasti žaidų ir sudirginimų.
  - Jei vartojate skausmą malšinančius vaistus, slopinančius odos jautrumą karščiui.
  - Jeigu vartojate šviesai jautrius medžiagas ar vaistus, perskaitykite vaistų pakuotės lapelį ir jokiu būdu nenaudokite prietaiso, jeigu nurodyta, kad tai gali sukelti fotoalergines reakcijas, fototoksines reakcijas, arba jeigu turite vengti saulės spindulių, kai vartojate šiuos vaistus.
  - Jei vartojate krešėjimą mažinančius vaistus, pvz., didelius kiekius aspirino, ir negalite padaryti mažiausiai 1 savaitės pertraukos prieš kiekvieną procedūrą.
  - Jeigu vartojate imuninę sistemą slopinančius vaistus.
- Niekada nenaudokite prietaiso šiose srityse:



- Aplink akis ir antakius.
- Ant spenelių, areolių, vidinių lytinių lūpų, vaginos, išeinamosios angos, šnervėse ir ausyse.
- Vyrai neturi jo naudoti ant kapšelio ir veido.
- Ant arba greta dirbtinių elementų, pvz., silikoninių implantų, širdies stimulatorių, poodinių injekcijų kateterių (insulino pompu) arba auskarų.
- Nepasitarę su gydytoju, procedūros neatlikite ant apgamų, strazdanų, stambiu venų, tamsesnės pigmentacijos sričių, randų, odos anomalijų. Dėl to galimi nudegimai ir odos spalvos pasikeitimas ir galiapti sunkiai identifikuoti odos ligas.
- Ant karpų, taturuočių ar ilgalaikio makiažo. Dėl to gali atsirasti nudegimų ir pakistti odos spalva.
- Srityse, kuriose naudojate ilgai veikiančius dezodorantus. Dėl to galimos odos reakcijos.
- Niekada nenaudokite prietaiso ant saulėje nudegusios odos, neseniai jdeguosis odos arba jeigu naudojote dirbtines jdegio priemones.

**Pastaba. Šis sąrašas nėra baigtinis. Jeigu nesate įsitikinę, kad galite naudoti prietaisą, patariame jums pasikonsultuoti su gydytoju.**

## Svarbu

### Pavojas



- Saugokite prietaisą ir adapterį nuo drėgmės.
- Jeigu prietaisas sulūžo, nelieskite jokių vidinių dalių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Niekada nekiškite jokių daiktų į prietaisą.

## Ispėjimas

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (iskaitant vaikus), kuriems būdingi sumažėję fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos priziūrėtu arba nurodytu, kaip naudoti prietaisą.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prietaisas neskirtas jaunesniems kaip 15 metų vaikams. 15–18 metų paaugliai gali naudoti prietaisą sutinkant ir (arba) padedant jų tévams arba globéjams. Suaugusieji nuo 18 metų ir vyresni gali laisvai naudotis prietaisų.
- Prietaisą įkraukite tik naudodami tiekiamą adapterį.
- Prieš naudodamai prietaisą, visada ji patirkinkite. Nenaudokite prietaiso arba adapterio, jeigu jie apgadinti. Visada pakeiskite apgadintą dalį originalia dalimi.

- Adapteryje yra transformatorius. Norėdami išvengti pavojingų situacijų, nenupjaukite adapterio, norėdami jį pakeisti kitu kištuku.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu sudužo šviesos išspinduliaivimo langelio UV filtras.
- Nenaudokite tikslaus priedo, jeigu jo filtras sulaužytas.

### Kad nesugadintumėte

- Jisitinkite, kad niekas neblokuoja oro srauto per ventiliacijos angas.
- Niekada smarkiai netranyakite prietaiso, jo nepurtykite ir nenumeskite.
- Perkélé prietaisą iš labai šaltos aplinkos į labai šiltą ir atvirkščiai, prieš jį naudodamai palaukite maždaug 3 valandas.
- Nešvieskite į jokį kitą paviršių, išskyrus odą. Dėl to galimas smarkus priedo ir (arba) šviesos išspinduliaivimo langelio apgadinimas. Švieskite tik tada, kai prietaisas liečia odą.

## Dėmesio!




- Šio prietaiso plauti negalima. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir neskalauskite jo po tekančiu vandeniu.
- Higienos sumetimais prietaisu naudotis turėtų tik vienas asmuo.
- Naudokite prietaisą tik esant jūsų odai tinkamiems nustatymams. Naudojant aukštesnio lygio nustatymus, nei rekomenduojama, gali padidėti odos reakcijos ir pašalinio poveikio rizika.
- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip nurodyta naudotojo vadove.
- Prietaisui valyti niekada nenaudokite suslėgtos oro, šiurkščių kempinių, abrazyvinių valymo priemonių arba agresyvių skysčių, pvz., benzino ar acetono.
- Prietaisą apžiūrėti ar taisityti pristatykite tik į „Philips“ įgaliotajį priežiūros centrą. Remontą atlikus nekvalifikuotam asmeniui, galima ypač pavojinga naudotojui situacija.


## Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų poveikiui taikomus standartus ir normas.


## Kaip IPL veikia



Naudojant IPL technologiją oda apšviečiama švelniais šviesos impulsais ir juos absorbuoja plaukų šaknys. Kuo tamsesni plaukai, tuo geriau absorbuojami šviesos impulsai.




Šviesos impulsai stimuliuoja plauko folikulo perėjimą į ramybės etapą. Pasekmė ta, kad plaukas natūraliai iškrinta ir užkertamas kelias plaukui ataugti, o jūsų oda išlieka švelni kaip šilkas.



Plaukų augimą sudaro du skirtinių etapai. IPL technologija yra veiksminga tik per plauko augimo etapą. Ne visų plaukų augimo etapas vyksta tuo pačiu laiku. Dėl to mes rekomenduojame 8 savaičių procedūrų tvarkaraštį ir tolesnius patobulinimus, kad taip būtų užtikrinta, kad visi plaukai bus veiksmingai apdoroti per jų augimo etapą.

**Pastaba.** Apdorojimas naudojant „Lumea“ neveiksmingas, jeigu jūsų plaukai šviesiai geltoni ar geltoni, nes šviesūs plaukai neabsorbuoja pakankamai šviesos. Toliau parodyta, kokiai plaukų spalvai esant „Lumea“ yra tinkamas ir veiksmingas.

## Tinkamos kūno plaukų spalvos



## Ko tikėtis

### Nedelsiant panaudojus pirmą kartą

Panaudojus pirmą kartą gali užtrukti nuo 1 iki 2 savaičių, kol plaukai iškris. Per pirmąsias savaites po pradinių apdorojimų dar pastebėsite augant šiek tiek plaukų. Greičiausiai tai plaukai, kurie apdorojant pirmuosius kartus nebuvo pasiekę augimo etapo.

### Po 2–3 procedūrų

Po 2–3 procedūrų turėtumėte matyti pastebimą plaukų augimo sumažėjimą. Tačiau, norint veiksmingai apdoroti visus plaukus, būtina testi procedūras, laikantis rekomenduojamo procedūrų tvarkaraščio.

### Po 4–5 procedūrų

Po 4–5 procedūrų turėtumėte matyti smarkų plaukų augimo sumažėjimą srityse, kurias apdorojote naudodami „Lumea“. Taip pat turi būti pastebimas plaukų tankumo sumažėjimas. Atlikite procedūras pakankamai dažnai (kas 4–8 savaites), kad rezultatas išliktų.

## Patarimai dėl įdegio

### Deginimasis natūralioje saulės šviesoje arba dirbtinėje šviesoje



Samoningai veikiant jūsų odą natūraliai ar dirbtine saulės šviesa, norint įdegti, daroma įtaka jūsų odos jautrumui ir spalvai. Todėl labai svarbu:

- Po kiekvienos procedūros palaukite mažiausiai 24 valandas prieš degindamiesi. Net po 24 valandų įsitikinkite, kad procedūros vietoje oda nebéra paraudusi. Prieš degindamiesi 48 valandas po procedūros naudokite apsauginį kremą SPF 50+ srityse, kuriose buvo atlikta procedūra.
- Baigę degintis palaukite mažiausiai 48 valandas prieš naudodami „Lumea“. Atlikite odos bandymą praėjus 48 valandoms po deginimosi, kad nustatytytumėte tinkamą šviesos intensyvumo nustatymą.
- Nenaudokite „Lumea“ nudegusiose nuo saulės kūno srityse.


**Pastaba. Retas ar netiesioginis saulės šviesos poveikis nelaikomas deginimuisi.**

### Dirbtinis įdegis naudojant kremus

Jeigu naudojote dirbtinio įdegio losjoną, prieš naudodami šį prietaisą palaukite, kol dirbtinis įdegis visiškai išnyks.

### Prieš naudodami savo „Lumea“

#### Jūsų odos paruošimas



Prieš naudodami „Lumea“ jūs turite paruošti savo odą, pašalindami plaukus odos paviršiuje. Taip šviesą gali absorbuoti plaukai, esantys po odos paviršiumi, kad būtų užtikrinta veiksminga procedūra. Galite skusti, trumpai nukirpti, depiliuoti arba panaudoti vašką. Nenaudokite depiliacinių kremų, nes cheminės medžiagos gali lemti odos reakcijas.



Jei naudosite vašką, palaukite 24 valandas prieš naudodami „Lumea“, kad jūsų oda pailsėtų. Rekomenduojame prieš procedūrą nusiprausti duše, kad visos galimos vaško liekanos tikrai būtų pašalintos nuo jūsų odos.

- 1 Paruoškite sritis, kurias ruošiatés apdoroti, naudodami „Lumea“.
- 2 Nusivalykite odą, įsitikinkite, kad ji be plaukų, visiškai sausa ir ant jos nėra riebalinių medžiagų.

**Pastaba. Plaukams nustojus ataugti, o tai dažniausiai nutinka po 4–5 procedūrų, jums neberekia paruošti odos prieš naudojant prietaisą.**

## Odos bandymas

Kai naudojate „Lumea“ pirmą kartą arba neseniai pasideginę, atlikite kiekvienoje srities, kurią apdorosite, odos bandymą. Odos bandymas būtinas, norint patikrinti jūsų odos reakciją į procedūras ir nustatyti tinkamą šviesos intensyvumą nustatymą kiekvienai kūno sričiai.


- 1 Parinkite sritį netoli tos vietas, kur ruošiatus atlikti procedūrą.
- 2 Ijunkite prietaisą. Būtinai pasirinkite 1 nustatymą.
- 3 Priglauskite prietaisą prie savo odos ir paspauskite blyksnio mygtuką, kad įvyktų blyksnis.
- 4 Odos paviršiumi pasalinkite prietaisą į kitą sritį, kurią apdorosite.
- 5 Padidinkite nustatymą vienu lygiu, ijunkite blyksnį ir pasalinkite prietaisą į kitą sritį. Pakartokite tai visais lygiais savo odos tipui rekomenduojamame diapazone.
- 6 Po odos bandymo palaukitė 24 valandas ir patikrinkite, ar yra kokia nors jūsų odos reakcija. Jei matoma odos reakcija, toliau naudoti pasirinkite aukščiausią nustatymą, kuriam esant jokia odos reakcija nepasireiškė.

## Jūsų „Philips Lumea“ naudojimas

### Priedai

#### Padėjimas ir pašalinimas

Norédami uždėti priedą, tiesiog užspauskite jį ant šviesos išspinduliavimo langelio.



Norédami nuimti priedą, nutraukite jį nuo šviesos išspinduliavimo langelio.



#### Kūno priedas

Galite naudoti kūno priedą, norédami apdoroti nepageidaujamus plaukus keliose kūno srityse žemiau kaklo linijos. Pavyzdžiu, galite jį naudoti, norédami greitai apdoroti didesnes sritis, kaip kojas.


## Tikslus priedas

Tiksliame priede integruotas papildomas šviesos filtras, siekiant papildomo saugumo, todėl jį galima naudoti nepageidaujamiems veido plaukams nuo viršutinės lūpos, smakro ir žandenų šalinti. Taip pat tikslų priedą galite naudoti, norédami lengvai apdoroti sunkiai pasiekiamas sritis, kaip kąjų pirštai, bikinio sritis ar pažastys. Tačiau nenaudokite „Lumea“ antakiams apdoroti.

## Tinkamo šviesos intensyvumo nustatymas

„Lumea“ skleidžia 5 skirtinių intensyvumo lygių šviesą. Priklausomai nuo jūsų odos tipo ir jums patogaus šviesos intensyvumo lygio galite pasirinkti tinkamą šviesos intensyvumo nustatymą.

- 1 Norédami pasirinkti tinkamą nustatymą, žr. tolesnę lentelę.
- 2 Norédami reguliuoti šviesos intensyvumo nustatymą, spauskite intensyvumo didinimo mygtuką ar intensyvumo mažinimo mygtuką, kol pasieksite reikiama nustatymą.
- 3 „Lumea“ jokiui būdu neturi kelti skausmo. Sumažinkite šviesos intensyvumo nustatymą, jei jaučiate diskomfortą.
- 4 Atlikite odos bandymą, jei neseniai deginotés, kad nustatytmėte tinkamą šviesos intensyvumo nustatymą.



Odos tipas	Odos atspalvis	Šviesos intensyvumo nustatymas
I	Balta; sauléje visada nudegate, niekada nejdegate.	4/5
II	Rusvai gelsva; sauléje lengvai nudegate, beveik nejdegate.	4/5
III	Šviesiai ruda; sauléje lengvai nudegate, létai jdegate šviesiai rудai.	4/5
IV	Vidutiniškai ruda; sauléje retai nudegate, lengvai jdegate.	3/4
V	Tamsiai ruda; sauléje retai nudegate, labai lengvai jdegate.	1/2/3
VI	Rudai juoda ar tamsesnė; retai arba niekada nenudegate sauléje, labai tamsiai jdegate.	Prietaiso negalite naudoti



**Pastaba:** jūsų odos reakcija gali būti skirtinė skirtinių dienomis / skirtiniais atvejais dėl įvairių priežasčių.

## Kaip elgtis su prietaisu

- Prieš naudodamai įkraukite prietaisą, nuvalykite priedus ir šviesos išspinduliaivimo langelį ir pasirinkite jūsų odos atspalviui tinkamą šviesos intensyvumą.
- Priglauskite prietaisą 90° kampu prie odos taip, kad priedas ir saugos žiedas glaučiusi prie odos.  
Saugos žiedas užkerta kelią atsitiktiniam blyksniui nesant salyčio su oda.



- Tvirtai prispauskite prietaisą prie odos, kad užtikrintumėte tinkamą salytį su oda.



Galinėje prietaiso dalyje esanti lemputė „pasiruošęs blyksniui“ nušvinta žaliai, tai reiškia, kad galite pradėti procedūrą.



- Paspauskite blyksnio mygtuką, kad įvyktų blyksnis. Galite pajusti šilumą dėl blyksnio.

**Pastaba.** Šio prietaiso skleidžiama šviesa jūsų akims nepavojinga.  
Naudojant nebūtina naudoti akinius. Naudokite prietaisą gerai apšviestoje patalpoje, kad šviesa mažiau jus akintų.



- Padékite ji į kitą sritį, kurią apdorosite. Po kiekvieno blyksnio praeis iki 3,5 sekundės, kol prietaisas bus pasiruošęs kitam blyksniui. Galite i Jungti blyksnį, kai vėl nušvinta lemputė „pasiruošęs blyksniui“.



- 6 Kad būtumėte įsitikinę, kad apdorojote visas sritis, turite įjungti blyksnius arti vienas kito. Tačiau žiūrėkite, kad apšvestumėte tą pačią sritį tik vieną kartą. Du kartus apšvietus tą pačią sritį, procedūra nepasidaro veiksmingesnė, bet padidėja odos reakcijų rizika.


### Du procedūrų režimai: Blyksnis prispaudus ir blyksnis paslinkus

Jūsų „Philips Lumea“ gali veikti dviem procedūrų režimais, kad būtų patogiau naudoti įvairiose kūno srityse:

- Blyksnio prispaudus režimas puikiai tinkta apdorojant mažas ar lenktas sritis, kaip keliai ir pažastys. Tiesiog paspauskite ir atleiskite blyksnio mygtuką, kad įvyktų vieną blyksnis.
- Ši blyksnio paslinkus režimą patogu naudoti didesnėse srityse, kaip kojų. Slinkdami prietaisą odos paviršiumi laikykite nuspaudę blyksnio mygtuką, kad įvyktų keli blyksniai iš eilės.

## Rekomenduojamas procedūrų tvarkaraštis

### Pradinis etapas




Atliekant pirmąsias 4 ar 5 procedūras mes jums patariame naudoti „Philips Lumea“ kartą per dvi savaites, kad būtų užtikrintas visų plaukų apdorojimas.

### Tobulinimo etapas

Po pradinio apdorojimo etapo (4–5 procedūrų) mes rekomenduojame tobulinimo procedūras kas 4–8 savaites, kai pastebite plaukus ataugant. To reikia rezultatams išsaugoti, kad mėnesiais galėtumėte džiaugtis lygia oda. Laikas tarp procedūrų gali būti skirtingas, jis priklauso nuo individualios jūsų plaukų ataugimo spartos ir skirtingose kūno srityse taip pat skiriasi.



## Rekomenduojamas priedas ir srities apdorojimo laikas



## Po naudojimo

### Bendrojo pobūdžio odos reakcijos

Jūsų oda gali šiek tiek parausti ir (arba) gali peršėti, dilgčioti ar kaisti. Ši reakcija visiškai nepavojinga ir greitai išnyksta.

Oda gali tapti sausa ir niežtėti ją nuskutus arba derinant skutimą ir apdorojimą šviesa. Galite atvésinti šią sritį ledų paketu arba drėgnu rankšluosčiu. Jei sausumas išlieka, galite naudoti bekvapę drékinimo priemonę apdorotoje srityje 24 valandas po procedūros.

## Retai pasitaikantys šalutiniai poveikiai


- Nudegimai, stiprus paraudimas ir sutinimas Šios reakcijos atsiranda labai retai. Jas lemia šviesos intensyvumas, kuris yra per didelis jūsų odos atspalviui. Jei šios reakcijos neišnyksta per 3 dienas, patariame pasitarti su gydytoju. Neatlikite kitos procedūros tol, kol oda visiškai išgis, ir būtinai naudokite mažesnį šviesos intensyvumą.
- Odos spalvos pakitimas Atsiranda labai retai. Odos spalvos pakitimas pasireiška kaip tamsesnė juosta (hiperpigmentacija) arba šviesesnė juosta (hipopigmentacija) negu aplinkinė sritis. Tai lemia šviesos intensyvumas, kuris yra per didelis jūsų odos atspalviui. Jei spalvos pakitimas neišnyksta per 2 savaites, patariame pasitarti su gydytoju. Neatlikite procedūrų srityse, kurių spalva pakitusi, kol spalvos pakitimas neišnyks ir jūsų oda atgaus normalų atspalvį.
- Odos infekcija ir uždegimas Tai įvyksta labai retai ir gali būti dėl to, kad prietaisas buvo naudojamas virš žaizdų arba įpjovimų, atsiradusių skutančių, virš jau esančių žaizdų ir jaugusiu plaukų.
- Per didelis skausmas Gali pasireikšti per procedūrą arba po jos, jeigu naudojote prietaisą ant odos su nepašalinčiais plaukais, jeigu naudojate prietaisą esant šviesos intensyvumui, kuris yra per didelis jūsų odos atspalviui, jeigu atlikote blyksnius toje pačioje vietoje daugiau nei vieną kartą ir jeigu naudojate prietaisą virš atvirų žaizdų, uždegimų, infekcijų, taturuočių, nudegimų ir t. t.

## Tolesnė priežiūra

Po naudojimo apdorotose srityse galite saugiai naudoti losjonus, kremus, dezodorantą, drékinimo priemonę ar kosmetiką. Jei po procedūros patiriate odos sudirginimą ar oda parausta, prieš naudodami bet kokį produktą savo odai palaukite, kol tai išnyks. Jei patiriate odos sudirginimą panaudojė produktą savo odai, nuplaukite jį vandeniu.

## Įkrovimas


Prieš naudodamai pirmą kartą, įkraukite prietaiso maitinimo elementus. Įkrovimas trunka apie 1 valandą ir 40 minučių. Visiškai įkraukite maitinimo elementus kas 3 ar 4 mėnesius, net jei ilgesnį laiką prietaiso nenaudojate. Kai prietaisas įkraunamas, įkrovimo lemputė lėtai mirksi žalia spalva.



**Pastaba:** šį prietaisą galima naudoti tik be laidų.


- 1 Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.
  - 2 Įkiškite mažą kištuką į prietaisą, o adapterį įjunkite į sieninį elektros lizdą.
- Pastaba:** šis prietaisas aprūpiamas apsauga nuo maitinimo elemento perkaitimo ir jis neįkraunamas, jeigu patalpos temperatūra viršija 40 °C.

## Visiškai įkrautas maitinimo elementas



Kai maitinimo elementai visiškai įkrauti, įkrovimo lemputė nuolat šviečia žaliai. Visiškai įkrautomis baterijomis galima atlkti mažiausiai 370 blyksnių, kai nustatyta šviesos intensyvumo reikšmė 5.



## Akumuliatorius senka



Kai baterija baigia išsikrauti, įkrovimo lemputė ima mirksėti oranžine spalva.

## Valymas ir saugojimas

- Panaudojė išjunkite prietaisą, atjunkite ji nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti.
- Nuimkite įtaisą.



- Sudrékinkite su prietaisu tiekiamą minkštą audeklą kelias lašais vandens ir juo nuvalykite šias dalis:
  - šviesos išspinduliaivimo langelį
  - išorinį priedų paviršių
  - reflektorių priedų viduje
  - rausvą filtro stiklą tiksliaiame priede
- Leiskite gerai išdžiūti ore visoms dalims.
- Prietaisą laikykite sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių, esant nuo 0 °C iki 60 °C temperatūrai.

# Perdirbimas



- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis būtinėmis atliekomis (2012/19/ES).



- Šis simbolis reiškia, kad šiame gaminyje yra įmontuotas pakartotinai įkraunamas maitinimo elementas, kurio negalima išmesti su iprastomis buitinėmis atliekomis (2006/66/EB). Mes primyginių siūlome perduoti jūsų gaminį į oficialų surinkimo punktą arba „Philips“ priežiūros centrą, kad pakartotinai įkraunamų maitinimo elementų pašalinktų specialistai.
  - Laikykite jūsų šalyje galiojančių taisykių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminijų bei įkraunamų maitinimo elementų surinkimas. Tinkamas tokius gaminijus utilizavimas padės išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

#### Pakartotinai įkraunamu bateriju išémimas

Ispėjimas. Iškraunamą maitinimo elementą išmikite tik tada, kai išmetate prietaisą. Išimdami maitinimo elementą užtikrinkite, kad jis būtu visiškai išeikvotas.

- 1 Patikrinkite, ar prietaiso gale ar priekyje yra sraigčių. Jei taip, pašalinkite juos.
  - 2 Naudodamasi atsuktuva nuimkite nuo prietaiso galinį ir (arba) priekinį skydelį. Jei reikia, taip pat šalinkite kitus sraigčius ir (arba) dalis, kol pamatysite spausdintinę plokštę su pakartotinai įkraunamu maitinimo elementu.
  - 3 Išimkite įkraunama maitinimo elementą.

## Garantija ir pagalba

Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykitė [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) arba perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojančios garantijos lapelį.

# Techninės specifikacijos

Atitinkama jtampha	100 V – 240 V
Atitinkamas dažnis	50 Hz – 60 Hz
Atitinkama iėjimo galia	7,5 W
Apsauga nuo elektros šoko	II klasė
Saugos lygis	IP 30 (EN 60529)

Veikimo sąlygos	Temperatūra: nuo +15 °C iki +35 °C
	Santykinė drėgmė: 5–95 %
Tikslaus priedo spektras	>600 nm
Ličio jonų baterija	2 x 3,7 V 1500 mAh

## Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skirsnyje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamasi prietaisą. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas netikėtai išsijungia.	Pakartotinai įkraunami maitinimo elementai išeikvoti.	Įkraukite prietaisą. Žr. skyrių „Įkrovimas“.
Prietaisas / adapteris įkraunant išyla.	Tai normalu.	Nereikia imtis jokių veiksmų.
Negaliu naudoti į tinklą įjungto prietaiso.	Saugumo sumetimas neįmanoma naudoti prietaiso, kai jis prijungtas prie elektros tinklo.	„Philips Lumea“ galima naudoti tik be laidų.
Lemputė „pasiruošęs blyksniui“ nenušvinta priglaudus priedą prie odos, tačiau aušinimo ventiliatorius veikia.	Suaktyvinta apsauga nuo perkaitimo.	Kai suaktyvinta apsauga nuo perkaitimo, ventiliatorius vis tiek veikia. Neišjunkite prietaiso, bet leiskite jam atvėsti maždaug 15 minučių prieš tēsdami naudojimą.
„Pasiruošęs blyksniui“ lemputė šviečia žaliai, tačiau prietaisas neatlieka blyksnio man paspaudus blyksnio mygtuką.	Prietaisą reikia nustatyti iš naujo.	Norėdami prietaisą nustatyti iš naujo, išjunkite ji ir vėl įjunkite.
Prietaisas skleidžia keistą kvapą.	Priedas ir (arba) filtro stiklas užterštas.	Atidžiai nuvalykite priedą.
	Tinkamai nepašalinote plaukų nuo srities, kurioje ketinote atlėti procedūrą. Sie plaukai gali sudėgti ir dėl to galimas kvapas.	Prieš naudodamai „Lumea“ paruoškite odą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Oda jautresnė nei įprasta atliekant procedūrą / jaučiu nepriimtiną skausmą, kai naudoju prietaisą.	Jūsų naudojamas šviesos intensyvumo nustatymas per didelis.  Nepašalinote plaukų nuo sričių, kurias ketinote apdoroti.  Šviesos išspinduliuavimo langelio UV filtras sudaužytas.	Patikrinkite, ar pasirinkote tinkama šviesos intensyvumo nustatymą. Jei reikia, pasirinkite mažesnį nustatymą.  Prieš naudodamasi „Lumea“ paruoškite odą.  Prietaiso nebenaudokite, jei UV filtras sulaužytas. Kreipkitės į jūsų šalyje esančių vartotojų aptarnavimo centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ priežiūros centrą.
Odos reakcija po procedūros išlieka ilgiau nei paprastai.	Apdorojote sritį, kuriai šis prietaisas neskirtas.  Prietaisais netinkamas jūsų odos atspalviui.	Niekada nenaudokite prietaiso tolesnėse srityse: ant vidinių lytinų lūpu, išeinamosių angos, spenelių, areolių, lūpu, šnervėse ir ausyse, apie akis ir šalia antakinių. Vyrai neturi jo naudoti ant veido ar kapšelio.  Nenaudokite prietaiso, jei jūsų odos tipas VI: ruda/ juoda ar tamsesnis odos atspalvis.
Procedūru rezultatai nepatenkinami.	Naudojote šviesos intensyvumo nustatymą, kuris jums yra per didelis.  Naudojote šviesos intensyvumo nustatymą, kuris jums yra per mažas.	Kitą kartą pasirinkite žemesnį intensyvumą. Žr. skyrių „Jūsų „Philips Lumea“ naudojimas“, skirsnių „Tinkamo šviesos intensyvumo nustatymas“.
Mano priedas kūnui neturi įmontuoto stiklo / filtro / langelio.	Tai normalu.	Kitą kartą pasirinkite didesnį nustatymą.  Neapšvietėte srities šalia anksciau apdorotos srities.  Prietaisais neveiksmingas jūsų kūno plaukų spalvai.
		Jūs turite įjungti blyksnius arti vienas kito.  Jeigu jūsų plaukai šviesiai geltoni, geltoni arba rudi, tada apdorojimas neveiksmingas.
		Priede kūnui néra stiklo / filtro / langelio.











© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

[www.philips.com](http://www.philips.com)  
4222.100.5160.1