


PHILIPS


Lumea

SC1994, SC1997,
SC1998, SC1999






1



SC1994 (2a)
 SC1997 (2a, 2b)
 SC1998 (2a, 2b, 2c)
 SC1999 (2a, 2b, 2c)

Suitable skin tones / 適合的皮膚色調



Suitable body hair colors / 適合的體毛顏色



English 6
繁體中文 29

Contents

Welcome	6
Device overview	7
Contraindications	7
Important safety instructions	9
How IPL works	11
Recommended treatment schedule	12
What to expect	13
How to use your Lumea	13
Learning more about your Lumea	18
Attachments	18
Skin tone sensor	19
Selecting the light intensity	20
Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash	20
Using your Lumea before and after sun exposure or tanning	21
Traveling with the device	21
After use	21
Troubleshooting	23
Warranty and support	25
Recycling	25
Technical specifications	26
Electromagnetic compatibility – Compliance information	26
Explanation of symbols	26

Welcome

Welcome to the world of Philips Lumea! You are only a few weeks away from silky-smooth skin.

Lumea uses Intense Pulsed Light (IPL) technology, known as one of the most effective methods to continuously prevent hair growth. In close collaboration with expert scientists and dermatologists, we adapted this light-based technology, originally used in professional beauty salons, for easy and effective use in the comfort of your home. Lumea is gentle and offers convenient and effective treatment at a light intensity that you find comfortable. Unwanted hairs are finally a thing of the past.

Lumea can be used on the body and on the female face (below the cheekbone).

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/support**. For further information, please go to **www.philips.com/Lumea** to find our experts' advice, tutorial videos and FAQs and make the most of your Lumea.

Note: Keep these instructions with your product at all times.

Device overview

- | | |
|---|---|
| 1 Light exit window (with integrated UV filter) | 8 Opening for electronic contacts |
| 2 Attachments | 9 On/off and light intensity setting button |
| a Body attachment | 10 Intensity lights |
| b Face attachment (SC1997, SC1998 and SC1999) | 11 'READY to flash' light |
| c Bikini attachment (SC1998, SC1999) | 12 Air vents |
| 3 Reflector inside the attachment | 13 Device socket |
| 4 Integrated safety system | 14 Adapter |
| 5 Skin tone sensor | 15 Small plug |
| 6 Electronic contacts | 16 Pouch (not shown) |
| 7 Flash button | 17 Cleaning cloth (not shown) |

Contraindications



Conditions

Never use the device:

- If you are under the age of 18 years or above 65 years.
- If you have skin tone marked with ☒ in the 'Suitable skin tones' table at the start of the user manual.
- If you are pregnant or breastfeeding as the device was not tested on pregnant or breastfeeding women.
- If you have any active implants such as a pacemaker, neurostimulator, insulin pump, etc.

Medications/History

Never use the device if you take any of the medications listed below:

- If your skin is currently being treated with or has been treated in the last 7 days with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical tretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are taking photosensitizing agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the device if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.

Never use the device:

- If you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.
- If you are on painkillers which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you take immunosuppressive medications.

Pathologies/Disorders

Never use the device:

- If you have diabetes or other systemic or metabolic diseases.
- If you have congestive heart disease.
- If you have a disease related to photosensitivity, such as polymorphic light eruption (PMLE), solar urticaria, porphyria, etc.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).
- If you have a skin pigmentation disorder such as vitiligo.

Skin conditions

Never use the device:

- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and haematomas (bruises) in the areas to be treated.
- On irritated (red or cut), sunburned, tanned or fake-tanned skin.
- On the following areas: on moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin tone, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.
- On the following areas: warts, tattoos or permanent make-up.

Location/Areas



Never use the device on the following areas:

- Around the eyes and on or near the eyebrows. Lumea can only be used on the body and on the female face (below the cheekbone).
- On the lips, scalp, perineum, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- Over or near anything artificial like silicone implants, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- **Men** must not use the device on the face and neck including all beard-growing areas, nor on the whole genital area. The hairs in these areas have different characteristics. The skin may get burnt (with pain, prolonged skin redness and pigmentary changes).

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the device, we advise you to consult your doctor.

Important safety instructions



Warnings


Please read and follow these instructions to optimize the use of the device and prevent/minimize the risk of injury, skin reactions and side effects.

- Before you use Lumea, you should clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from any lotion or gel.
- Keep the device and the adapter dry.
- The device is not washable. Never immerse the device in water and do not rinse it under the tap.
- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this device in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool). Moisture can damage the device and lead to a potential safety hazard.
- Always check the device before you use it. Do not use the device or adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the original type.
- If the device or adapter is broken or damaged, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Do not use the device if the UV filter of the light exit window and/or attachment is broken, as safe operation cannot be guaranteed under these circumstances.
- Do not attempt to open or repair your device. Opening Philips Lumea may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause bodily and/or eye injury.


- Always return the device to a service center authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- No modification of this equipment is allowed. Do not modify, override or cut off any part of the device (e.g. adapter or the cord), as this causes a hazardous situation.
- Do not look at the flash while using the device. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes. While not necessary for safety, you may wear sunglasses or goggles for your convenience if you find the light uncomfortable or too bright.
- Do not flash the same spot multiple times during a treatment. The surface of the attachment should overlap the previous spot to make sure you flash the complete skin area, but treating the same area multiple times does not increase efficacy.
- For hygienic reasons, the device should only be used by one person.
- Do not use hair removal creams in the area (to be) treated with the device, as chemicals may cause skin reactions.
- Do not use any pencil or pen to mark the areas to be treated. This may cause burns on your skin.
- Hair removal by intense pulsed light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage treated on the face and neck.
- If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water. If you still get skin reactions, stop using the device and consult your doctor.
- If shaving, epilating or waxing causes skin irritation, we advise you not to use the device until the skin irritation has disappeared.
- This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- Keep Lumea out of the reach of children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. Supervision is required to avoid potential risks such as exposure to the light output, electrocution, strangulation from the cables or choking on the attachments.
- Always avoid exposure to natural sunlight and artificial sunlight up to 4 weeks before your Lumea treatment and 48 hours afterward. Sensitive or tanned skin is more likely to result in burns or pigmentation changes. Protect your skin from sunlight with clothing or apply sun-blocking products of not less than SPF50 on the non-covered treatment areas. Read the instructions in chapter 'Using your Lumea before and after sun exposure or tanning' to learn how to use your Lumea safely.
- Do not use your Lumea within 2 weeks after using artificial tanning products (such as creams, sprays or pills). Artificially tanned skin is more likely to result in burns or pigmentation changes. Read the instructions in chapter 'Using your Lumea before and after sun exposure or tanning' to learn how to use your Lumea safely.

- If you notice a skin tone change since the last treatment, we advise you to perform a skin test and to wait 24 hours before your next treatment. If after this period skin reactions occur or persist, use a lower device setting which did not lead to skin reactions or stop using the device when already at the lowest setting (①).
- Always check the device before you use it. Make sure that the skin tone sensor window is clean when using the device, to avoid improper operation (see 'D Clean & store after treatment').
- The light exit window and the inner parts of the attachment can become very hot ($>210^{\circ}\text{C}$) during usage. Always let the light exit window, as well as the inner parts of the attachment, cool down before you touch them.
- This device has a detachable adapter. Only use the adapter provided with this device. The reference number (S036Nx2400150) can be found on your device. The 'x' in this number refers to the plug type for your country.
- Follow the recommended treatment schedule. Increasing the frequency, especially in the initial phase, can increase the risk of skin reactions.


How IPL works



With Intense Pulsed Light technology, gentle pulses of light are applied to the skin and absorbed by the hair root. The lighter the skin and the darker the hair, the better the pulses of light are absorbed.



The pulses of light stimulate the hair follicle to go into a resting phase. As a consequence, the hair sheds naturally and hair growth is prevented.



The cycle of hair growth consists of different phases. IPL technology is only effective when the hair is in its growing phase. Not all hairs are in the growing phase at the same time. This is why we recommend you to follow the initial treatment phase (4 treatments, every treatment 2 weeks apart) and then the follow-up treatment phase (touch-ups every 4 weeks) to make sure all hairs are effectively treated in the growing phase.

Tip: To assure long lasting hair removal, touch-ups every 4 weeks are recommended.

Suitable body hair colors

Treatment with Lumea is not effective if you have light blond, grey, red or white hairs as hairs with these colors do not absorb enough light. To check if your body hair color allows usage of the device, consult the hair color table on the foldout page.

Recommended treatment schedule

Initial phase



To achieve effective hair reduction, follow the initial treatment schedule.

Initial treatment schedule

For the first 4 treatments, use Lumea once every 2 weeks to ensure that all hairs are treated.

- Perform a treatment within 3 days before or after the planned treatment date.
- If you have not treated yourself within 3 days before or after the planned treatment date, restart the initial phase. Plan in 4 treatments, 1 treatment every 2 weeks.

Note: If you do not restart the initial phase, you may not see effective hair reduction.

Note: Replacing one of the IPL treatments with another hair removal method (waxing, epilating, etc.) will not help to reach the desired hair reduction.

If you want to remove hairs in between the Lumea treatments, you can use your normal hair removal method (excluding hair removal creams).

Touch-up phase



After the initial phase (4 treatments), we recommend touch-ups every 4 weeks.

Touch-up treatment schedule

Perform a treatment every 4 weeks. Repeat this 8 times to achieve effective hair reduction. This is to maintain results and enjoy smooth skin for months.

- We advise you to perform a treatment within 4 days before or after the planned treatment date.
- The results may vary based on your individual hair growth and also across different body areas.
- If you have completed the touch-up phase and you see the need to continue treatment (hair starts coming back), we advise you to restart the initial phase.

Note: Using the device more often does not increase efficacy.

Tip: Mark the treatment schedule on your calendar to remind yourself of the planned treatments.

What to expect

During initial phase


- After the first treatment, it can take 1 to 2 weeks for the hairs to fall out. In the first weeks following the initial treatments, you still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were not in their growing phase during the first treatments.
- After 2-3 treatments, you should see a noticeable reduction in hair growth. However, to effectively treat all hairs, it is important to keep on treating according to the recommended treatment schedule.
- After 4 treatments, you should see a significant reduction of hair growth in the areas that you treated with Lumea. A reduction of hair density should be visible as well.

During touch-up phase

- Keep on treating with frequent touch-ups (every 4 weeks) to maintain the result.


How to use your Lumea

A Remove hair & clean your skin



- 1 Remove hair before every treatment as long as hair is still visible. You can either shave, epilate or wax. Make sure you start to treat before new hair is visible on your skin. If you choose to wax, wait 24 hours before you use Lumea.

Note: If shaving, epilating or waxing causes skin irritation, we advise you not to use the device until the skin irritation has disappeared.




- 2 Clean and dry your skin. Make sure that it is free from any lotion or gel.


B Test skin 24 hours before treatment

1 Test your skin to find the correct light setting:


- For every new body area and/or new attachment.
- After sun exposure or tanning (see 'Using your Lumea before and after sun exposure or tanning').



2 Select the correct attachment to test your skin (see 'Attachments').




3 Press the on/off button ① to turn on the device.




4 Choose an area for your skin test.

5 Press the device firmly onto your skin and hold it in place.


The integrated safety system prevents unintentional flashing without full skin contact.





6 Confirm that the 'READY to flash' light lights up white to ensure that there is full contact with your skin.

- If the 'READY to flash' light is orange, your skin is too dark to treat. Try Lumea on a lighter body area.



7 Try each setting on your skin and find your comfortable setting.

If the flash feels uncomfortable and you experience pain, lower the setting.

If you still experience an uncomfortable feeling while using the lowest setting (①), please stop using the device.



- When the 'READY to flash' light is white, press the flash button on the handle once, to treat one spot with setting ①.

The device makes a soft popping sound. The flash gives you a warm sensation.

- You will see a flash of light •

Note: You can toggle through the light intensity settings by pressing the on/off button (see 'Selecting the light intensity').

- Move to next area. Treat one spot with setting ②



- Move to next area. Treat one spot with setting ③
- Move to next area. Treat one spot with setting ④
- Move to next area. Treat one spot with setting ⑤

8 Wait 24 hours.

Note: Even though you found your comfortable setting during the skin test, it may occur that skin reactions show within 24 hours after usage.



24 hours



- 9 Check your skin for any reactions (e.g. redness, irritation, rash).

If there are no skin reactions after 24 hours, start the treatment with the highest comfortable setting.


If the highest comfortable setting resulted in a skin reaction, choose a lower setting that did not result in any skin reactions.

If you did not test a lower setting, repeat the skin test.

C Treatment


IMPORTANT: First finish sections A (Remove hair & clean your skin) and B (Test skin 24 hours before treatment) before starting treatment.

- 1 Connect the power adapter to the device and plug into a power outlet.





- 2 Press the on/off button ① to turn on the device.

- 3 Choose the setting you selected after the skin test (section B, step 9).




- 4 Press the device firmly onto your skin and hold it in place. The 'READY to flash' light should light up white.





- 5 Press the flash button to release a flash on your skin. The flash treats the skin in that spot. The device makes a soft popping sound. The flash gives you a warm sensation.

After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the device is ready to flash again. You can release a flash when the 'READY to flash' light lights up white.




- 6 Move to an adjacent spot and press the flash button again. The surface of the attachment that is in contact with your skin is slightly larger than the light exit window.


Do not flash the same spot multiple times during a treatment. The surface of the attachment should overlap the previous spot to make sure you flash the complete skin area, but treating the same area multiple times does not increase efficacy.

- 7 Continue until you have treated the full area. There are two treatment modes (see 'Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash').
- 8 Turn off the device when you finished the treatment.
- 9 Remove hair before every next treatment, as long as hair is still visible.

D Clean & store after treatment




- 1 Unplug the device from the power outlet.
- 2 Let the device cool down.




- 3 Moisten the soft cloth supplied with a few drops of water.

- 4 Take the attachment off the device.




- 5 Clean the light exit window of the device (A).



- 6 Clean all surfaces of the attachment, including the metal reflector (parts B, C, D, E).

- 7 Let all parts dry thoroughly.

- 8 Store in a dust-free and dry place.




Learning more about your Lumea

Attachments


For optimal results, it is important to use the correct attachment intended for the specific body area you want to treat. Lumea offers full-body treatment with up to three attachments designed for use on specific body areas.

Note: The device may not work anymore and show an error when there is dirt on the attachment connector. Clean the contact leads when this occurs.

To place the attachment, simply snap it onto the light exit window.



To remove the attachment, pull it off the light exit window.



Body attachment

The body attachment has the largest treatment window and a design to effectively cover and treat areas below the neckline, especially large areas such as legs, arms and stomach.

Face attachment (SC1997, SC1998, SC1999)



The face attachment has an extra integrated red glass filter for safe and precise treatment on the sensitive skin above the upper lip, chin and sideburns. The device is only intended for removing unwanted body hair from areas below the cheekbones. When you use the device on areas with sharp contours like the jawline and chin, it may be difficult to establish full skin contact and release a flash.

Tip: Place your tongue between your upper lip and your teeth or puff out your cheeks to make the treatment easier.

Bikini attachment (SC1998, SC1999)




The bikini attachment is designed for effective treatment of the bikini area. Hair in this area tends to be thicker and stronger than leg hair.

Skin tone sensor

Lumea has an integrated skin tone sensor which measures the skin tone at the start of each session and during the session.

The skin tone sensor prevents you to treat areas of your skin that are too dark. If it detects a skin tone that is too dark for treatment with Lumea, the 'READY to flash' light starts blinking orange. It does not flash when you press the flash button. The device automatically disables. This prevents you from developing skin reactions.

Selecting the light intensity



Lumea provides 5 different light intensities, you will always be able to change to a light intensity setting you find comfortable.

- 1 Press the on/off button ① to turn on the device and select the desired light intensity.
- 2 To adjust the light intensity setting, use the on/off button until you have reached the required setting.

Skin sensitivity can differ per person, the skin test is the most important guide for selecting your light intensity setting (see 'B Test skin 24 hours before treatment').

- 3 Using Lumea should never be uncomfortably painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting.

Note: The device is automatically disabled when your skin tone is too dark (dark brown or dark, marked with ✖ in the 'Suitable skin tones' table at the start of the user manual), to prevent you from developing skin reactions. The 'READY to flash' light will blink orange to indicate if the skin tone is too dark.


- 4 After moving to another body area or sun exposure or tanning (see 'Using your Lumea before and after sun exposure or tanning'), perform a skin test to determine a comfortable light intensity setting. To re-activate the setting indication feature, turn on the device.

Note: Perform a skin test before you start to treat another body area or after a skin tone change. Determine the light intensity setting for each body area separately.


Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash

Your Philips Lumea has two treatment modes for more convenient use on different body areas:

- The Stamp & Flash mode is ideal to treat small or curvy areas like knees and underarms. Simply press and release the flash button to release a single flash.




- The Slide & Flash mode offers convenient use on larger areas like legs. Keep the flash button pressed while you slide the device over your skin to release several flashes in a row.



Using your Lumea before and after sun exposure or tanning

Tanning with natural or artificial sunlight



Exposing your skin to natural or artificial sunlight may result with tanning which influences the sensitivity and color of your skin. Therefore the following is important:

- Do not expose your skin to sunlight unprotected when using Lumea. During the entire IPL treatment period, and especially in the first 48 hours after treatment, protect your skin from sunlight with clothing or apply sun-blocking products of not less than SPF50 on the non-covered treatment areas.
- Do not start or resume using Lumea within 4 weeks after exposing your skin to sunlight unprotected (natural sunlight or tanning bed).
- Do not use Lumea on sunburned body areas.

Tanning with creams, sprays or pills

If you have used artificial tanning (creams, sprays or pills), wait at least 2 weeks before you use the device. Perform a skin test before starting or resuming your treatment with Lumea (see 'B Test skin 24 hours before treatment').

Traveling with the device

When you travel with the device, check with the airplane carrier to confirm that the device can be carried and/or used on the airplane.

After use

Aftercare



After use, you can apply lotions, creams, deodorant, moisturizer or cosmetics to the treated areas.

Warning: If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water. If you still get skin reactions, stop using the device and consult your doctor.

Common skin reactions

Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction disappears quickly.

Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. You can cool the area with an ice pack or a wet face cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturizer on the treated area.

Rare side effects

- Burns, excessive redness (e.g. around hair follicles) and swelling: these reactions occur rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discoloration: this occurs very rarely. Skin discoloration manifests itself as either a darker patch (hyperpigmentation) or a lighter patch (hypopigmentation) than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If the discoloration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discolored areas until the discoloration has disappeared and your skin has regained its normal skin tone.
- Skin infection is very rare but is a possible risk following a (micro)wound, a skin burn, skin irritation, etc.
- Epidermal heating (a sharply defined brownish area which often occurs with darker skin tones and is not accompanied with skin dryness): this reaction occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 week, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Blistering (looks like small bubbles on the surface of the skin): this occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 month or when the skin gets infected, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Scarring: often the secondary effect of a burn, which can take longer than a month to heal.
- Folliculitis (swelling around hair follicles combined with pustule formation): this reaction occurs very rarely and is the result of bacteria penetrating the damaged skin. In case this reaction occurs, we advise you to consult a doctor as folliculitis may need antibiotic ointment.
- Pain: this can occur during or after treatment if you use the device on skin that is not hair-free, if you use the device at a light intensity that is too high for your skin tone, if you flash the same area more than once and if you use the device on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The device/adapter becomes warm during use.	It is normal for the device and adapter to become warm (but not too hot to touch) during use.	Use the device in a slightly cooler environment and/ or let it cool down before continuing use.
	The fan is not working.	Check if the attachment is well connected. Clean the connectors on the attachment if needed. In case the attachment is well connected and it is possible to produce flashes with the device, contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	The cooling airflow of the fan is blocked by hands or a towel.	Make sure the cooling airflow of the fan is unblocked.
When I place the device on the skin, it does not release a flash. The 'READY to flash' light blinks orange.	Your skin tone in the area to be treated is too dark.	Treat other body areas with lighter skin tones with Lumea.
The 'READY to flash' light blinks orange and all 5 intensity lights blink as well.	The device needs to be reset.	To reset the device, take the plug out of the socket, wait for 30 minutes to let the device cool down. The device should function normally again. In case it does not work again, contact the Consumer Care Center in your country.
The 'READY to flash' light does not light up white.	The device is not completely in contact with your skin.	Place the device at a 90-degree angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.
The device produces a strange smell.	The light exit window or the skin tone sensor is dirty.	Clean the light exit window and the skin tone sensor carefully.
	You have not removed the hairs on the area to be treated properly. These hairs may get burned and can cause the smell.	Pretreat your skin before you use Lumea.
The device does not flash, the fan is not switched on and all 5 intensity lights blink.	The attachment is not attached properly.	Make sure you attach the attachment completely. If necessary, clean the electronic contacts on the attachment.

Problem	Possible cause	Solution
The skin feels more sensitive than usual during treatment. I experience discomfort when I use the device.	The light intensity setting you use is too high.	Check if you have selected a comfortable light intensity setting. If necessary, select a lower setting.
	You did not remove the hairs on the areas to be treated.	Pretreat your skin before you use Lumea.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter is broken, do not use the device anymore. Contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	You treated an area for which the device is not intended.	Never use the device on irritated (red or cut), sunburned, tanned or fake-tanned skin. Never use the device if you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and haematomas (bruises) in the areas to be treated. Never use the device on the following areas: on moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. Never use the device on warts, tattoos or permanent make-up, around the eyes and on or near the eyebrows, on the lips, perineum, scalp, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears. Men must not use it on the face and neck including all beard growing areas and whole genital area. This can result in a burn and a change in skin color, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.
	The treatment is still painful at the lowest setting (①).	Lumea may not be suitable for your skin. Contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
There is no glass window in my attachment.	This is normal.	No action required: there is no glass window in the body attachment. Only the face attachment has a red glass filter. The bikini attachment has a transparent glass window.
The skin reaction after treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity setting which is too high for you.	Select a lower intensity next time (see 'Selecting the light intensity').

Problem	Possible cause	Solution
The flash is very bright to my eyes. Do I need to wear goggles?	No, Philips Lumea does not hurt your eyes.	The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes. Be sure to make good skin contact to avoid scattered light.
The results of the treatment are not satisfactory.	You have used a light intensity setting which is too low for you.	Select a higher setting next time.
	You did not cover all areas to be treated.	The surface of the attachment should overlap the previous spot to make sure you flash the complete skin area, but treating the same area multiple times does not increase efficacy.
	The device is not effective on your body hair color.	If you have light blond, grey, red or white hair, the treatment is not effective.
	You do not use the device as often as recommended.	To remove all hairs successfully, we advise you to follow the recommended treatment schedule. You can reduce the time between treatments, but do not treat more often than once every two weeks.
	You respond more slowly to IPL treatment.	Continue using the device for at least 6 months, as hair growth can still decrease over the course of this period.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Technical specifications

Transport and storage conditions	Lumea remains operational within its specification in NORMAL USE after transport or storage in the following environmental conditions: -25 °C to 70 °C up to 90 % RH, non-condensing, 700 hPa to 1060 hPa
Operating conditions	Lumea complies with its specifications when operated in NORMAL USE under the following environmental operating conditions: 5 °C to 35 °C up to 90 % RH, non-condensing, 700 hPa to 1060 hPa
Emitted wavelengths	530 nm – 1400 nm
Pulse duration	<1.5 milliseconds
Repetition time	1–3.5 seconds depending on chosen setting
Optical exposure	Body attachment: 2.5–5.0 J/cm ² Bikini attachment: 2.5–5.0 J/cm ² Face attachment: 2.5–4.5 J/cm ²
Adapter input	100–240 V ~ 50/60 Hz 1.0 A
Adapter output	24.0 V = 1.5 A 36.0 W
Average active efficiency	≥87.4 %
Efficiency at low load (10 %)	≥80.87 %
No-load power consumption	<0.1 W
Adapter type number	The reference number (S036Nx2400150) can be found on your device. The letter 'x' denotes type of plug, it can be: A, B, C, D, K, S, T, U, or V.

Electromagnetic compatibility – Compliance information

This device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Explanation of symbols

The warning signs and symbols are essential to ensure that you use this product safely and correctly and to protect you and others from injury. Below you find the meaning of the warning signs and symbols on the label and in the user manual.



This symbol identifies the manufacturer of the product: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands.



This symbol means that you have to read the user manual carefully before you use the device. Save the user manual for future reference.



This symbol means that the user should consult the instructions for use for important safety information such as cautions that cannot, for a variety of reasons, be presented on the device itself.



This symbol means that the user should consult the instructions for use for important safety information such as contraindications and warnings that cannot, for a variety of reasons, be presented on the device itself.



This symbol indicates the serial number of the device.



This symbol identifies the catalogue number of the device.



This symbol identifies that the equipment meets the safety requirements specified for Class II equipment.



This symbol indicates that the equipment is suitable for direct current only.



This symbol indicates that the equipment is suitable for alternating current only.



This symbol indicates that the device should not be used around the eyes and on or near the eyebrows.



This symbol means: 'Do not use this device in a bathtub, shower or water-filled reservoir.'



This symbol means that the adapter is designed to be short-circuit proof.



This symbol means that the adapter is considered a Switch Mode Power Supply (SMPS) unit.



This symbol means that the device is designed for indoor use.



This symbol indicates the rated maximum ambient temperature at which the adapter may be operated continuously under normal conditions of use.



This symbol indicates that the device is intended to be usable up to the maximum altitude of 3000 m.



This recycling symbol identifies the material of which an item is made, to facilitate recycling or other reprocessing. The symbol may include a number and/or abbreviation.



This symbol identifies the switch or switch position by means of which part of the equipment is switched on in order to bring it into the stand-by condition, and to identify the control to shift to or to indicate the state of low power consumption.

IP20

This symbol indicates the protection against ingress of solid foreign objects ≥ 12.5 mm and that there is no protection for harmful effects due to the ingress of water.

IP30

This symbol indicates the protection against ingress of solid foreign objects ≥ 2.5 mm and that there is no protection for harmful effects due to the ingress of water.



This symbol indicates the energy efficiency level.



This symbol indicates the polarity of the direct current power connector (small plug).



This symbol indicates that the adapter should not be used if the plug pins are damaged.



This symbol means an object is capable of being recycled - not that the object has been recycled or will be accepted in all recycling collection systems.



This symbol indicates WEEE, waste electrical and electronic equipment. Electrical waste products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice (see 'Recycling').



This symbol is applied to products to indicate that they conform with relevant EU directives regarding health and safety or environmental protection.



Certification mark for Australia and New Zealand that shows that this product conforms with relevant safety and Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements.



This symbol indicates that this product meets the relevant UK statutory requirements regarding safety and environmental protection.

UK Importer:
Philips Electronics UK Limited
Ascent 1, Aerospace Boulevard
Farnborough GU14 6XW
United Kingdom

目錄

歡迎	29
裝置概要	30
禁忌	30
重要安全使用說明	32
IPL 的原理	33
建議的療程時間表	34
預期效果	35
如何使用 Lumea	35
進一步了解 Lumea	40
配件	40
膚色感應器	41
選擇燈光強度	42
兩種療程模式：「按壓與閃光」跟「滑動與閃光」	42
日曬或曬膚前後使用 Lumea	43
攜帶裝置旅行	43
使用完畢	43
疑難排解	44
保固與支援	46
回收	46
技術規格	46
電磁相容性 - 法規資訊	47
符號說明	47

歡迎

歡迎來到 Philips Lumea 世界！再過幾週，您就能享有柔細光滑的肌膚。

Lumea 採用的脈衝光 (IPL) 技術，在阻止毛髮生長方面具有長效而卓越的效果。我們與專業科學家及皮膚科醫生通力合作，引進了原先在專業美容院使用的光學脫毛技術，讓您在家中也能舒適地運用簡單又有效的方法除脫毛。溫和實用的 Lumea 能以您覺得舒適的燈光強度，方便而有效地進行脫毛療程。您終於可以擺脫惱人的多餘毛髮。

Lumea 可以用於身體與女性臉部 (顴骨以下)。

為充分享受飛利浦為您提供的好處，請至 www.philips.com/support 註冊本產品。如需了解進一步資訊，請到訪 www.philips.com/Lumea，參閱專家建議、教學影片和常見問題，發揮 Lumea 的最大功效。

注意：請與您的產品一起妥善保存這些指示。

裝置概要

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|--------------|
| 1 | 出光口 (內建紫外線濾光片) | 8 | 電子接點開口 |
| 2 | 配件 | 9 | 開/關和燈光強度設定按鈕 |
| | a 身體配件 | 10 | 強度指示燈 |
| | b 臉部配件 (⊗) (SC1997、SC1998 及 SC1999) | 11 | 「閃光準備就緒」指示燈 |
| | c 比基尼線配件 (⊕) (SC1998, SC1999) | 12 | 通風口 |
| 3 | 配件內的反射器 | 13 | 裝置插孔 |
| 4 | 內建安全系統 | 14 | 電源轉換器 |
| 5 | 膚色感應器 | 15 | 小插頭 |
| 6 | 電子接點 | 16 | 收納袋 (未顯示) |
| 7 | 閃光按鈕 | 17 | 清潔布 (未顯示) |

禁忌



條件

禁止使用本裝置的情況：

- 年齡未滿 18 歲或超過 65 歲者。
- 屬於使用者手冊開頭「適合的皮膚色調」表中標有 ⊗ 的皮膚類型。
- 懷孕或哺乳者，因為裝置尚未針對懷孕或哺乳婦女進行測試。
- 目前裝有心律調整器、神經電極刺激器、胰島素泵等主動式植入物者。

藥物/醫療紀錄

如果服用下列任何藥物，請勿使用本裝置：

- 目前或過去 7 天內曾使用 α-氫氧基酸 (AHA)、β-氫氧基酸 (BHA)、局部使用維他命 A 酸和王二酸治療皮膚者。
- 過去 6 個月內曾服用任何形式的 Accutane A 酸或 Roaccutane A 酸者。此療程會使皮膚對裂傷、創傷及刺激性物質更加敏感。
- 服用光敏劑或藥物者，請參見藥盒內說明，若其中表示可能產生光過敏反應、光毒性反應或服藥後應避免照射日光等說明，請勿使用本裝置。
- 服用抗凝血藥物者，包括大量服用阿斯匹靈，其用藥程度無法在療程前至少 1 星期停用以利藥物成分排出體外者。

禁止使用本裝置的情況：

- 過去 3 個月曾接受放射治療或化學治療者。
- 服用止痛藥者，因為止痛藥會降低皮膚對熱度的感知。
- 接受免疫抑制藥物治療者。

疾病/失調

禁止使用本裝置的情況：

- 糖尿病或其他全身性或新陳代謝疾病患者。
- 充血性心臟病患者。
- 患有與光線過敏相關疾病者，例如多形性日光疹 (PMLE)、日光蕁麻疹、紫質症等。
- 具蟹足腫體質或傷口癒合能力不良等膠原蛋白異常病史者。
- 易對閃光敏感而誘發癲癇者。
- 皮膚對光敏感而易引發紅疹或過敏反應者。
- 患有皮膚病者，例如目前為皮膚癌患者、療程部位曾有皮膚癌或局部癌症病史者。
- 療程部位有靜脈曲張或血管擴張症等血管疾病病史者。
- 患有出血病症者。
- 曾有免疫抑制病史 (包含感染 HIV 或愛滋病) 者。
- 患有皮膚色素沈澱病症者，例如白斑症。

皮膚狀況

禁止使用本裝置的情況：

- 療程部位有感染、濕疹、灼傷、毛囊發炎、開放性撕裂傷、擦傷、單純皰疹 (唇皰疹)、創傷或病變和血腫 (瘀青) 者。
- 在刺痛 (紅腫或割傷)、曬傷、做過日曬或人工日曬的皮膚上。
- 在下列部位：痣、雀斑、大血管、膚色較深區域、疤痕、皮膚異常部位，未經醫生同意請勿使用。在這些部位使用可能導致灼傷與膚色異變，使潛在的皮膚相關疾病更難察覺。
- 在下列部位：疣、刺青或永久化妝部位。

位置/部位



請勿在下列部位使用本裝置：

- 眼睛周圍、眉毛及附近位置。Lumea 只能用於身體與女性臉部 (顴骨以下)。
- 嘴唇、頭皮、會陰、乳頭、乳暈、小陰唇、陰道、肛門，以及鼻孔和耳朵內側。
- 使用長效型體香劑的部位。否則可能導致皮膚不良反應。
- 矽膠植入物、皮下注射端口 (胰島素注射器) 或身體穿環等所有人工物質之表面及周圍。
- **男性**使用者請勿將產品用於臉部或頸部，包括所有會長出鬍鬚的部位，亦不得用於整個生殖部位。這些部位的毛髮特性不一，皮膚可能會被灼傷 (感覺疼痛，持續紅腫或色素沉澱變化)。

注意：本清單並未徹底列出所有情況。如果不確定自己是否適合使用本裝置，建議您向醫生諮詢。

重要安全使用說明




警示

請閱讀並遵照以下說明，以達到最佳的裝置使用效果，並防止/儘量降低受傷風險、皮膚不良反應和副作用。


- 使用 Lumea 前應先清潔肌膚，並確認其表面沒有任何毛髮、已完全乾燥，而且沒有任何乳液或凝膠。
- 本裝置及電源轉換器請保持乾燥。
- 本裝置不可水洗。請勿將本裝置浸入水中或置於水龍頭下沖洗。
- 水碰到電會產生危險。請勿在潮濕的環境下使用本裝置 (例如裝滿水的浴缸、淋浴間或游泳池)。潮濕可能造成裝置損壞，導致潛在的安全危險。
- 每次使用裝置前請務必先檢查，裝置或電源轉換器如有損壞，請勿使用。零件如有受損，請務必以原型號更換之。
- 如果裝置或電源轉換器破損或損壞，請勿觸碰任何內部零件，以免發生電擊風險。
- 如果出光口和/或配件的紫外線濾光片破損，請勿使用本裝置，因為在這些情況下不能保證安全操作。
- 請勿嘗試打開或維修本裝置。打開飛利浦 Lumea 可能會使您接觸危險的電子元件並暴露於脈衝光能下，這兩種情況都可能造成人身傷害和/或眼睛受傷。
- 如需檢查或修理，請務必將本裝置送回飛利浦授權的服務中心進行。由不合格的人員進行維修可能會導致使用上的危險。
- 不得對此設備進行任何改裝。請勿自行改造、覆蓋或切斷裝置 (例如電源轉換器或電線)，以免造成危險。
- 使用裝置時請勿注視閃光。請在照明充足的房間中使用裝置，降低閃光對眼睛造成的眩光感。如果您覺得光線不舒服或太亮，可以戴上墨鏡或護目鏡，以方便使用本裝置，但這不是必要的安全措施。
- 療程當中，同一部位請勿重複閃光照射多次。配件表面應與前一個區塊重疊，以確保閃光照射整個皮膚部位，但是在同一部位多次處理並不會提高療效。
- 基於衛生理由，請勿與其他人共用本裝置。
- 切勿在使用本裝置治療的部位處使用脫毛膏，否則可能因化學物質而引發皮膚不良反應。
- 請勿用鉛筆或筆劃出要治療的部位，否則可能造成皮膚灼傷。
- 某些人利用脈衝光脫毛，可能會加快毛髮生長速度。就現有的資料來看，會產生此反應風險最高的族群為地中海、中東與南亞地區於臉部及頸部脫毛的女性。
- 如果療程結束後皮膚有刺痛感或紅腫現象，請等這些狀況消失後，再在皮膚上塗抹任何產品。如果塗抹產品後皮膚有刺痛感，請用清水沖洗掉。如果仍然出現皮膚反應，請停止使用本裝置並諮詢醫師。
- 如果刮毛、拔毛或蜜臘除毛造成皮膚刺痛感，建議您不要使用本裝置，直到皮膚刺痛感消失為止。
- 基於安全考量，在缺乏監督及適當裝置使用指示之下，本裝置不適用於任何身體、知覺或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。

- 請將 Lumea 置放於兒童無法取得的地方。
- 請看管孩童，避免他們將本裝置當成玩具。兒童必須在監督下使用，以免發生潛在危險，例如暴露於輸出光源下、觸電、纜線纏繞或誤食配件而窒息。
- 在接受 Lumea 療程之前 4 週與接受療程 48 小時之後，絕對不可以曬到日曬或人造光源。敏感或曬膚的皮膚更容易造成灼傷或色素沉澱變化。利用衣物或者 SPF50 以上的防曬產品遮蓋或塗抹在療程區域，避免皮膚受到日曬。請詳讀「日曬或曬膚前後使用 Lumea」使用說明，了解如何安全使用您的 Lumea。
- 絕對不可在使用人工曬膚產品 (例如乳霜、噴霧或劑丸) 後 2 星期內使用 Lumea。人工曬膚過的皮膚更容易造成灼傷或色素沉澱變化。請詳讀「日曬或曬膚前後使用 Lumea」使用說明，了解如何安全使用您的 Lumea。
- 如果發現膚色在上次療程後改變，建議進行皮膚測試並等待 24 小時後再進行下一次的療程。經過這段時間之後，如果皮膚不良反應持續發生或未見改善，請使用較低且過去未引發不良反應的裝置設定，或在已無法再調低設定 (①) 時停止使用裝置。
- 每次使用裝置前請務必先檢查，使用裝置時，請確保膚色感應器出光口的清潔，以免運作不良 (見「D 療程後的清潔與存放」)。
- 出光口和配件內部零件在使用時可能變得極燙 ($>210^{\circ}\text{C}$)。請務必等到出光口以及配件內部零件冷卻後，才可用手觸碰。
- 本裝置隨附可拆式電源轉換器。僅限使用本裝置隨附的電源轉換器。在您的裝置上可找到參考編號 (S036Nx2400150)。此號碼中的「x」意指您所在國家的插頭類型。
- 請遵循建議的療程時間表。增加療程頻率 (尤其是在初期) 可能會增加皮膚反應的風險。


IPL 的原理



利用脈衝光技術，裝置會將溫和的脈衝光照射到皮膚上，其能量會由髮根吸收。膚色越淺且毛髮顏色越深，對脈衝光的吸收效果就越好。



脈衝光會刺激毛囊進入休止期，使毛髮自然脫落並抑制毛髮生長。



毛髮的生長週期是由不同階段所構成，而 IPL 技術只對處於生長期的毛髮有效果。並不是所有的毛髮都會同時處於生長期，所以我們會建議您遵循初期療程 (4 次療程，每次療程間隔 2 星期)，然後進行追蹤療程 (每 4 星期進行一次修護)，確保能有效處理所有處於生長期的毛髮。

提示：為確保除毛效果持久，建議每 4 週進行一次修護。

適合的體毛顏色

毛髮顏色為淡金色、灰色、紅色或白色的人士，使用 Lumea 除毛不會有效果，因為這些顏色的毛髮無法吸收足夠的脈衝光。若要確認您的體毛顏色能否使用本裝置，請參閱折頁的毛髮顏色表。

建議的療程時間表

初期



為能有效去除毛髮，請遵循初期療程時間表。

初期療程時間表

在前 4 次療程中，請每隔 2 週使用一次 Lumea，確保處理到所有毛髮。


- 在規劃的療程日期前後 3 天內進行療程。
- 如果您未在規劃的療程日期前後 3 天內進行療程，請重新開始初期療程。規劃 4 次療程，每 2 週 1 次。

注意：如果未重新開始初期療程，可能看不到有效的毛髮減少。

注意：若使用其他脫毛法 (蜜蠟、拔毛等) 來取代其中一次 IPL 療程，將無法達到想要的毛髮減少程度。

若您想要在 Lumea 療程之間脫毛，可以使用您平常的脫毛方法 (不包含脫毛霜)。

修護期



初期療程 (4 次療程) 結束後，建議您每 4 週進行一次修護。

修護療程時間表

每 4 週進行一次療程。為能有效去除毛髮，請重複此程序 8 次。這樣可以有效維持除毛效果，享有數個月的光滑肌膚。

- 建議您在規劃的療程日期前後 4 天內進行療程。
- 療程的效果要視您個人毛髮生長速度而定，身體各部位的情況也會有所不同。
- 如果您已完成修護療程，且還需要繼續療程 (毛髮開始再生)，建議您重新開始初期療程。

注意：過度頻繁使用本裝置並不會加強功效。

提示：在您的行事曆上標示療程時間表，提醒自己計劃的療程。

預期效果

初期療程期間


- 完成 第一次療程後，毛髮可能要 1 到 2 週的時間才會開始脫落。初次療程結束後的頭幾週，仍舊會有些毛髮長出來，這很可能是因為這些毛髮在初次療程期間並不是處於生長期。
- 做過 2-3 次療程後，您應該會發現毛髮生長量開始減少。不過，為了有效處理所有毛髮，請務必根據建議的除毛療程繼續進行。
- 做過 4 次療程後，您應該會發現 Lumea 處理過部位的毛髮生長量會大幅減少，同時亦可看到毛髮密度顯著降低。

修護療程期間

- 請持續定期進行修護療程 (每 4 週)，以保持除毛效果。


如何使用 Lumea

A 去除毛髮，清潔皮膚



- 1 每次療程前，先去除可見的毛髮。您可以刮除、拔除或蜜蠟方式除毛。務必在您的皮膚上可以看見新毛髮之前就開始治療。如果選擇以蜜蠟除毛，請等 24 小時後再使用 Lumea。

注意：如果刮毛、拔毛或蜜蠟除毛造成皮膚刺痛感，建議您不要使用本裝置，直到皮膚刺痛感消失為止。




- 2 清潔並擦乾皮膚。確保其表面沒有任何乳液或凝膠。


B 療程前 24 小時先進行皮膚測試

1 測試您的皮膚以找出正確的燈光設定：


- 針對每個尚未接受過療程的身體部位和/或使用新配件時。
- 日曬或曬膚後 (見「日曬或曬膚前後使用 Lumea」)。



2 選擇正確的配件來測試您的皮膚 (見「配件」)。




3 按下開關按鈕①以開啟裝置。




4 選擇要進行皮膚測試的部位。

5 將裝置緊壓著皮膚，並保持不動。


內建安全系統可避免在未完整接觸皮膚時意外發出閃光。





6 確認「閃光準備就緒」指示燈亮起白光，以確保與皮膚完整接觸。

- 如果「閃光準備就緒」指示燈亮起橘光，表示您的膚色太深無法治療。嘗試在膚色較淺的身體部位使用 Lumea。



7 請在皮膚上嘗試每一種設定，找出讓您感覺舒適的設定。

如果閃光照射讓您感覺不適，而且疼痛，請降低設定。

如果您在使用最低設定 (①) 時仍然感覺不適，請停止使用裝置。


- 當「閃光準備就緒」指示燈亮起白光時，按一下握柄上的閃光按鈕，使用設定 ① 處理一個區塊。

裝置會發出輕柔的劈啪聲。閃光會讓您有溫熱感。


• 您會看到閃光 •

注意：按下開/關按鈕可切換光線強度設定 (見「選擇燈光強度」)。

- 移往下一區。使用設定 ② 處理一個區塊



- 移往下一區。使用設定 ③ 處理一個區塊
- 移往下一區。使用設定 ④ 處理一個區塊
- 移往下一區。使用設定 ⑤ 處理一個區塊



8 等待 24 小時。

注意：即使在皮膚測試期間發現令您感覺舒適的設定，這種設定在使用之後 24 小時內仍可能發生不良反應。



24 hours




- 9 查看皮膚是否有不良反應 (例如發紅、刺痛、紅疹)。
- 如果在 24 小時之後未發生任何皮膚不良反應，則可開始進行最高舒適設定的療程。
- 如果最高舒適設定會引起皮膚不良反應，請選擇未曾引起任何不良反應的較低設定。
- 如果先前未測試過較低的設定，請使用該設定重複進行皮膚測試。


C 療程

重要事項： 療程開始之前，請先完成 A 部分 (去除毛髮和清潔皮膚) 和 B 部分 (療程前 24 小時先進行皮膚測試)。


- 1 將電源轉換器連接到裝置，然後插入電源插座。




- 2 按下開關按鈕①以開啟裝置。
- 3 選擇您做完皮膚測試後所選的設定 (B 部分，步驟 9)。




- 4 將裝置緊壓著皮膚，並保持不動。「閃光準備就緒」指示燈應會亮起白光。






- 5 按下閃光按鈕，在皮膚上發出一閃光。閃光會治療該區塊的皮膚。裝置會發出輕柔的劈啪聲。閃光會讓您有溫熱感。

每次閃光後，裝置大約要過 3.5 秒後才能再發出閃光。只要「閃光準備就緒」指示燈亮起白光，就可以發出閃光。




- 6 移動到相鄰區塊並再次按下閃光按鈕。與皮膚接觸的配件表面比出光口稍大。
療程當中，同一部位請勿重複閃光照射多次。配件表面應與前一個區塊重疊，以確保閃光照射整個皮膚部位，但是在同一部位多次處理並不會提高療效。
- 7 繼續移動，直到治療完整個部位。療程模式共有兩種（見「兩種療程模式：「按壓與閃光」跟「滑動與閃光」」）。
- 8 完成療程後，請關閉裝置電源。
- 9 下次療程前，先去除可見的毛髮。


D 療程後的清潔與存放




- 1 將裝置插頭從電源插座拔下。
- 2 先讓裝置冷卻。




- 3 將隨附的清潔布以少許清水沾濕。



- 4 從裝置上取下配件。



5 清潔裝置的出光口 (A)。



6 清潔配件的所有表面，包括金屬反射鏡 (B、C、D、E 部分)。

7 請讓所有零件徹底乾燥。

8 請務必收納在無灰塵、乾燥的地方。


進一步了解 Lumea

配件


為獲得最佳效果，請務必使用正確的身體部位專用配件。Lumea 提供多達三種專為特定身體部位所設計的配件，可進行全身療程。

注意：如果配件接頭上有任何灰塵，裝置可能會無法運作並顯示錯誤。此時，請清潔接點引線。

若要安裝配件，只要將它卡進出光口即可。



若要拆下配件，只要將它從出光口拔出即可。



身體配件

身體配件具有最大的治療出光口及設計，可有效覆蓋及去除頸部以下部位的毛髮，尤其是較大的部位，例如腿部、手臂和胃部。


臉部配件 (SC1997、SC1998、SC1999)



臉部配件具有額外的內建紅濾光片，可以安全且精確地去除上唇上方、下巴和鬢角等敏感肌膚的毛髮。本裝置專為清除顴骨以下部位的多餘體毛之用，當您在下顎和下巴等輪廓圓滑的部位使用本裝置時，可能很難完整接觸皮膚並發出閃光。

提示：請試著將舌頭放在上唇和牙齒之間，或鼓起雙頰，這樣比較容易除毛。

比基尼線配件 (SC1998、SC1999)




比基尼線配件專門設計用於有效處理比基尼線毛髮。這個部位的毛髮通常比腿毛粗硬。

膚色感應器

Lumea 的內建膚色感應器會在每次療程開始時以及療程進行期間測量膚色。

膚色感應器可防止您治療膚色過深的部位。如果偵測到膚色太黝黑而無法使用 Lumea 治療，「閃光準備就緒」指示燈就會開始閃爍橘光。按下閃光按鈕時，不會閃爍。裝置會自動停用。如此可防止您發生皮膚反應。

選擇燈光強度



Lumea 提供 5 種不同的燈光強度，您一定能夠找到感覺舒適的燈光強度設定。

- 1 按下開/關按鈕 ① 以開啟裝置，並選擇所需的燈光強度。
- 2 要調整燈光強度設定，請使用開/關按鈕，直到達到想使用的設定為止。皮膚敏感性可能因人而異，因此皮膚測試是選擇燈光強度設定時最重要的指引（見「B 療程前 24 小時先進行皮膚測試」）。
- 3 使用 Lumea 的過程不應令人感到不適或痛苦。如果感到不適，請降低燈光強度設定。

注意：膚色太黝黑（棕黑色或膚色較深）時，裝置會自動停用（皮膚類型標示為使用者手冊開頭「適合的皮膚色調」表的深褐色或深色 ☒），防止發生皮膚反應。「閃光準備就緒」指示燈會閃爍橘光，指出膚色是否太黝黑。



- 4 移到其他身體部位、日曬或曬膚（見「日曬或曬膚前後使用 Lumea」）後，請進行皮膚測試，以確定最舒適的燈光強度設定。若要重新啟動設定指示功能，請打開裝置。

注意：在開始治療其他身體部位之前或是在膚色改變後，執行皮膚測試。個別確定每個身體部位的燈光強度設定。

兩種療程模式：「按壓與閃光」跟「滑動與閃光」


飛利浦 Lumea 有兩種療程模式，方便您在不同的身體部位上使用：

- 「按壓與閃光」模式適合使用於小範圍或彎曲的部位，例如膝蓋和腋下。只要按下並放開閃光按鈕，即可發出一次閃光。
- 「滑動與閃光」模式則方便使用於例如腿部等大範圍區域。一邊按住閃光按鈕一邊將裝置沿著皮膚滑動，即可連續發出多次閃光。



日曬或曬膚前後使用 Lumea

自然日曬或人造光源曬膚



皮膚曬到自然日光或人造日光時，可能會造成引發皮膚過敏和顏色變化的曬膚。請注意以下重要事項：

- 使用 Lumea 時，請不要讓皮膚在未防護情況下進行日曬。在整個 IPL 療程階段，特別是在療程結束後前 48 小時，請利用衣物或者 SPF50 含以上的防曬產品遮蓋或塗抹在療程區域，避免皮膚受到日曬。
- 請不要在皮膚經過未防護日曬 (自然日光或者助曬床) 後 4 週內開始或恢復使用 Lumea。
- 請勿在曬傷的部位使用 Lumea。

使用乳霜、噴霧或劑丸助曬

如果您曾接受人工曬膚 (乳霜、噴霧或劑丸)，請等待至少 2 週後再使用本裝置。先執行皮膚測試，再開始或恢復進行 Lumea 療程 (見「B 療程前 24 小時先進行皮膚測試」)。

攜帶裝置旅行

當您攜帶裝置旅行時，請詢問航空公司，確認能否在飛機上攜帶和/或使用本裝置。

使用完畢

使用後保養



使用後，您可以在療程部位塗抹乳液、乳霜、體香劑、保溼產品或化妝品。

警告：如果療程結束後皮膚有刺痛感或紅腫現象，請等這些狀況消失後，再塗抹任何產品在皮膚上。如果塗抹產品後皮膚有刺痛感，請用清水沖洗掉。如果仍然出現皮膚反應，請停止使用本裝置並諮詢醫師。

常見的皮膚反應

皮膚可能有輕微紅腫和/或刺痛感或溫熱感。此反應很快就會消失。

刮除毛髮再加上脈衝光療程，可能會讓皮膚變得乾燥發癢。您可以冰敷止癢，或加強保溼。如果皮膚依然乾澀，可以在療程部位塗抹無香料的保溼產品。

罕見副作用

- 燙傷、過度發紅 (像是毛囊週圍) 與腫脹：這些反應非常罕見，這是因為使用的燈光強度太高，不適合您的膚色。如果這些不良反應未在 3 天之內消失，建議您諮詢醫師。請在皮膚完全痊癒後才進行下一次的療程，而且務必使用較低的燈光強度。

- 皮膚變色：非常罕見。皮膚變色可能會有一塊區域，膚色比周圍深或淺，這是因為使用的燈光強度太高，不適合您的膚色。如果變色情況未在 2 週之內消失，建議您諮詢醫師。請在變色區域消失且恢復正常膚色後，再進行療程。
- 皮膚感染非常罕見，但可能在出現小傷口、皮膚灼傷和皮膚刺激後發生。
- 表面灼熱 (區域顏色明顯變深，較常發生於較深的膚色，且不會伴隨皮膚乾燥發生)：這種反應非常罕見。如果此反應未在 1 週之內消失，建議您諮詢醫師。請在皮膚完全痊癒後才進行下一次的療程，而且務必使用較低的燈光強度。
- 水泡 (就像皮膚表面的小氣泡)：非常罕見。如果此反應未在 1 個月之內消失或皮膚遭到感染，建議您諮詢醫師。請在皮膚完全痊癒後才進行下一次的療程，而且務必使用較低的燈光強度。
- 結疤：灼傷後常出現的第二種反應，癒合需要一個月以上的時間。
- 毛囊炎 (毛囊週圍腫脹並形成膿包)：此反應非常罕見，是細菌穿過受傷皮膚所導致。如果發生此反應，建議您諮詢醫師，因為毛囊炎需用抗生素藥膏治療。
- 疼痛：療程中或療程後感到疼痛的可能原因如下：在未刮除毛髮的皮膚上使用裝置；使用的裝置燈光強度太高，不適合您的膚色；在同一個地方閃光超過一次；在未癒合傷口、發炎、感染部位、刺青或曬傷部位上使用裝置。

疑難排解

問題	可能原因	解決方法
裝置/電源轉換器在使用時變得溫熱。	使用時，裝置和電源轉換器微微發熱 (但不是燙得無法碰觸) 是正常現象。	請在微涼的環境中使用裝置，且/或在繼續使用之前先讓它冷卻。
	風扇沒有運作。	請檢查配件是否已妥善連接。如有需要，請清潔配件上的接頭。若配件已妥善連接，並可使用裝置發出閃光，請與您所在國家/地區的客戶服務中心、Philips 經銷商或 Philips 客戶服務中心聯絡。
	風扇的冷風被手或毛巾擋住。	請確定未擋住風扇的冷風。
我將裝置放在皮膚上時，沒有發出閃光。「閃光準備就緒」指示燈閃爍橘光。	該部位的膚色太過黝黑。	使用 Lumea 處理身體膚色較淺的其他部位。
「閃光準備就緒」指示燈閃爍橘光，5 個強度指示燈也全都閃爍。	裝置需要重新設定。	若要重新設定裝置，請將插頭從插座上拔除，並等待 30 分鐘讓裝置冷卻。裝置應可再次正常運作。若再次故障，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。
「閃光準備就緒」指示燈未亮起白光。	裝置並未完全接觸到皮膚。	將裝置以 90 度放置於皮膚上，使內置安全系統觸碰到皮膚。
使用裝置時發出異味。	出光口或膚色感應器太髒。	請仔細清潔出光口和膚色感應器。
	您尚未完全去除療程部位的毛髮。這些毛髮可能會燃燒，並產生異味。	使用 Lumea 之前，請先除去皮膚表面的毛髮。

問題	可能原因	解決方法
裝置未發出閃光，風扇未開啟電源，且 5 個強度指示燈都在閃爍。	配件未正確連接。	請確定已妥善連接配件。如有需要，請清潔配件上的電子接點。
進行療程時，皮膚感覺比平常敏感。使用裝置時感到不適。	您使用的燈光強度設定太高。	請檢查一下，確認是否選擇了舒適的燈光強度設定。必要時，請把設定調低。
	您尚未去除療程部位的毛髮。	使用 Lumea 之前，請先除去皮膚表面的毛髮。
	出光口的紫外線濾光片損壞。	一旦紫外線濾光片破損，請勿繼續使用本裝置。請與您所在國家/地區的客戶服務中心、Philips 經銷商或 Philips 客戶服務中心聯絡。
	您在不適用的部位使用本裝置。	切勿在刺痛 (紅腫或割傷)、曬傷、日曬或人工日曬過的皮膚上使用本裝置。 如果療程部位有感染、濕疹、灼傷、毛囊發炎、開放性撕裂傷、擦傷、單純皰疹 (唇皰疹)、創傷或病變和血腫 (瘀青) 者，切勿使用本裝置。 請勿在下列部位使用本裝置：痣、雀斑、大血管、膚色較深區域、疤痕、皮膚異常部位，未經醫生同意請勿使用。切勿在下列部位使用本裝置：疣、刺青或永久化妝部位、眼睛周圍、眉毛及附近位置、嘴唇、會陰、頭皮、乳頭、乳暈、小陰唇、陰道、肛門，以及鼻孔和耳朵內側。男性使用者請勿用於臉部或頸部，包括所有會長出鬍子的部位，以及整個生殖器部位。在這些部位使用可能導致灼傷與膚色異變，使潛在的皮膚相關疾病更難察覺。
	使用最低設定療程仍會感覺疼痛 (①)。	您的肌膚可能不適用 Lumea。請與您所在國家/地區的客戶服務中心、Philips 經銷商或 Philips 客戶服務中心聯絡。
配件中沒有濾光片口。	這是正常現象。	無須採取任何動作：身體配件中沒有玻璃窗口。只有臉部配件有紅色濾光片。比基尼配件中有透明濾光片口。
療程結束後的皮膚反應比平常維持較久。	您使用的燈光強度設定太高。	下次請選擇較低的燈光強度 (見「選擇燈光強度」)。
我的眼睛覺得閃光太亮。我需要戴護目鏡嗎？	不需要，Philips Lumea 不會傷眼。	裝置產生的散射光線對眼睛無害，使用裝置時請勿注視閃光。因此使用時不需要戴護目鏡。請在照明充足的房間中使用裝置，降低閃光對眼睛造成的眩光感。請確保與皮膚妥善接觸，以避免散射光線。

問題	可能原因	解決方法
對於療程結果不滿意。	您使用的燈光強度設定太低。	下次請選用較高設定。
	您沒有覆蓋要接受療程的所有部位。	配件表面應與前一個區塊重疊，以確保閃光照射整個皮膚部位，但是在同一部位多次處理並不會提高療效。
	此裝置對您的體毛顏色沒有效果。	若您的毛髮顏色為淡金色、灰色、紅色或白色，此療程不會有明顯效果。
	使用裝置的頻率不足。	要成功移除所有毛髮，建議您遵循建議的治療時間。您可縮短治療間隔時間，但不應超過每2星期治療一次。
	您對 IPL 治療的反應可能較慢。	持續使用裝置至少 6 個月，因為這段期間內毛髮仍會減少生長。

保固與支援

如需資訊或支援，請造訪：www.philips.com/support，或參閱全球保固說明書。

回收

- 本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。
- 請按照您所在國家/地區的規定，分類與回收電子電器產品。正確處理廢棄物有助避免對環境和人類健康的負面影響。

技術規格

攜帶與存放條件	在以下環境範圍中攜帶或存放 Lumea，仍可在其規格範圍內正常使用： -25 ° C 到 70 ° C，最高 90 % RH，無凝結，700 hPa 到 1060 hPa
操作環境	在下列環境運作條件下，Lumea 在正常使用時符合其規格： 5 ° C 到 35 ° C，最高 90 % RH，無凝結，700 hPa 到 1060 hPa
發射波長	530 nm – 1400 nm
脈衝期	<1.5 秒
重複時間	1–3.5 秒，視所選設定而定
光學曝光	身體配件 2.5–5.0 J/cm ² 比基尼線配件：2.5–5.0 J/cm ² 臉部配件：2.5–4.5 J/cm ²
電源轉換器輸入	100–240 V ~ 50/60 Hz 1.0 A
電源轉換器輸出	24.0 V = 1.5 A 36.0 W
平均活動功率	≥87.4 %

低負載功率 (10 %)	≥80.87 %
無負載功率的耗電量	<0.1 W
轉換器型號	參考編號 (S036N $\times$ 2400150) 可在您的裝置上找到。「 $\times$ 」字母表示插頭類型，可能是：A、B、C、D、K、S、T、U 或 V。

電磁相容性 - 法規資訊

本裝置符合所有電磁波曝露的相關適用標準和法規。

符號說明

警示訊號和符號非常重要，可確保您安全正確地使用本產品，並保護您和他人不受傷害。下列是標籤上和使用手冊中的警示訊號和符號的意義。



此符號可識別產品的製造商：Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands.



此符號表示使用裝置前需詳閱使用手冊。請保留使用手冊以供日後參考。



此符號表示使用者需要查閱重要安全資訊的說明，例如因種種原因而無法顯示在裝置上的注意事項。



此符號表示使用者需要查閱重要安全資訊的說明，例如因種種原因而無法顯示在裝置上的禁忌和警示。



這個符號表示裝置的序號。



這個符號表示裝置的目錄號碼。



此符號表示設備符合 II 類設備安全要求。



此符號表示設備僅適用於直流電。



這個符號表示設備僅適用於交流電。



此符號表示本裝置不應在眼睛周圍、眉毛及附近位置使用。



此符號表示：請勿在浴缸、淋浴間或裝滿水的水槽中使用此裝置。



這個符號表示電源轉換器專門設計用於防護短路。



此符號表示電源轉換器可視為開關模式電源供應器 (SMPS)。



此符號表示裝置專門設計用於室內。



這個符號表示在正常使用條件下，電源轉換器可持續運作的額定最高環境溫度。



這個符號表示裝置適用的最大高度 3000 m。



這個回收符號表示物品的製造材料，以便進行回收或其他再處理程序。此符號可包含數字和/或縮寫。



此符號可識別開關或開關位置，透過開關或開關位置可開啟設備部件使其進入待機狀態，並識別要切換的控件或顯示低功耗狀態。

IP20

此符號表示可防止 ≥ 12.5 公釐固體異物進入，但無法防止進水所產生的有害影響。

IP30

此符號表示可防止 ≥ 2.5 公釐固體異物進入，但無法防止進水所產生的有害影響。



這個符號表示能源效率等級。



這個符號表示直流電接頭的極性 (小插頭)。



FSC

© 2023 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
4222.100.7125.4
(2023-05)