


SC2008, SC2006



**PHILIPS**







**ENGLISH 6**

**DANSK 31**

**SUOMI 57**

**NORSK 82**

**SVENSKA 108**

## Table of contents

Introduction	7
Benefits	7
Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use	7
Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness	7
Gentle treatment, even on sensitive body areas	8
Cordless operation for maximum freedom and flexibility	8
Long-lasting battery for complete body and face treatment	8
No replacement parts needed, no hidden costs	8
How Philips' Intense Pulsed Light technology works	8
Hair growth	8
Working principle	8
General description	9
Important	10
Danger	10
Warning	10
To prevent damage	10
Caution	11
Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea Precision Plus:	11
For whom is Philips Lumea Precision Plus NOT suitable?	11
Contraindications	11
Never use the appliance if you are pregnant or breast feeding.	11
Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour, i.e.:	11
Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:	11
Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:	12
Never use the appliance on the following areas:	12
Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 48 hours) or fake-tanned skin:	12
Electromagnetic fields (EMF)	13
Charging	13
Preparing for use	13
Preparing treatment areas	13
Setting the light intensity	14
Recommended light intensities (1-5)	15
Important	15
Tanning advice	15
Using the appliance	16
Choosing the right attachment	16
First use and skin test	17
Subsequent use	17
Guidelines for treatment	20
Average treatment time	20
Intended treatment areas	20
Using the appliance on the legs	20
Using the appliance in the bikini area	21
Using the appliance on the underarms	21
Using the appliance on the face (upper lip, chin, sideburns)	22

How to achieve optimal results	22
Maintenance phase	22
Possible side effects and skin reactions	23
After use	23
Cleaning and maintenance	24
Storage	25
Environment	25
Removing the rechargeable batteries	25
Guarantee and support	26
Technical specifications	26
Troubleshooting	27

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Light-based hair removal is one of the most effective methods to treat unwanted body hair with longer-lasting results. It is different from current home hair removal methods because it significantly reduces hair regrowth. Philips has been investigating this method together with leading dermatologists for over 10 years. You can now use this innovative technology comfortably in the privacy of your own home, whenever and wherever you want.

This appliance has been specifically designed and optimised for use by women, but can be used by men as well.

Philips Lumea Precision Plus enables treatment of unwanted hair on the whole body, including the face (upper lip, chin and sideburns), using three tailored attachments.

Philips Lumea Precision Plus is designed for use by one person only. For more information about Philips Lumea Precision Plus and movies about how to use Lumea, see [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea). Check our homepage regularly for updates.

## Benefits

This appliance provides the following benefits:

### **Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use**

Philips Lumea Precision Plus uses a light-based technology called 'Intense Pulsed Light' (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal and has been in use for the last fifteen years. Philips Lumea Precision Plus now brings you this innovative technology for safe and effective use in the comfort of your home.

### **Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness**

This method provides you with long-lasting hair regrowth prevention and silky-smooth skin. Our studies have shown a significant hair reduction already after two treatments. Optimal results were generally achieved after four to five treatments. A reduction in hair density is visible from treatment to treatment. How fast the effect becomes visible and how long the results last varies from person to person. For more information, see section 'How to achieve optimal results' in chapter 'Using the appliance'.

### **Gentle treatment, even on sensitive body areas**

Philips Lumea Precision Plus has been developed in close cooperation with leading dermatologists and has been tested by over 2000 women for an effective and gentle treatment, even on the most sensitive body areas and the face.

### **Cordless operation for maximum freedom and flexibility**

Because the appliance runs on rechargeable batteries, it is portable and can be used anywhere.

### **Long-lasting battery for complete body and face treatment**

A fully charged battery provides a complete body and face treatment (upper lip, underarms, bikini line and lower legs) in one go, without recharging breaks.\*

\*Based on the average treatment times for each area and the recommended intensities for one user.

### **No replacement parts needed, no hidden costs**

Philips Lumea Precision Plus is equipped with a high-performance lamp which does not require replacement. This lamp can generate over 140,000 flashes and should enable you to continuously maintain results for more than 5 years\* while saving money on expensive replacement lamps.

\*Based on the average treatment times for each area and the recommended intensities for one user.

### **How Philips' Intense Pulsed Light technology works**

#### **Hair growth**

Hair growth rates differ from person to person, depending on age, metabolism and other factors. However, everyone's hair normally grows in 3 phases.

#### **1 Growing phase (anagen phase)**



The hair grows actively from the root. In this phase the concentration of melanin is highest. Melanin is responsible for the pigmentation of the hair. Melanin concentration is also the determining factor for the efficacy of this method. Only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light.

#### **2 Degradation phase (catagen phase)**

Hair growth stops and the root shrinks before the hair sheds.


#### **3 Resting phase (telogen phase)**

The old hair separates from its hair follicle and sheds. The follicle remains at rest until the biological clock tells it to become active again and grow a new hair.




#### **Working principle**

- The appliance works by heating up the hair and root beneath the skin. The melanin in the hair and hair root absorbs the released light pulses. The darker the colour of the hair; the more light can be absorbed. This process stimulates the hair to go into the resting phase.



- In between treatments, hair sheds naturally and regrowth is inhibited. Hairs can take one or two weeks to shed.



- Optimal hair removal cannot be obtained with a single session, since only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light. During a treatment, hairs on the treated area are usually in different stages of the hair growth cycle. To effectively treat all hairs you have to repeat the treatment every two weeks for a few times.

An integrated optical filter ensures that no UV light reaches the skin and guarantees that the appliance is safe for the skin.

### General description (Fig. 5)

- 1 Light exit window with integrated UV filter
- 2 Attachments
  - A. Facial attachment: suitable for all body areas, including upper lip, chin and sideburns
  - B. Body attachment: suitable for all body areas below the neck
  - C. Bikini area attachment (SC2008 only): suitable for the bikini area
- 3 Metallic frame inside the attachment
- 4 Safety system (safety ring with contact switches)
- 5 Flash button
- 6 Intensity lights (1- 5)
- 7 ▲ Intensity increase button
- 8 ▼ Intensity decrease button
- 9 Charging light and battery low indication
- 10 On/off button
- 11 Appliance socket
- 12 'Ready to flash' light
- 13 Air vents
- 14 Adapter
- 15 Small plug

### Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

### Danger



- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).
- Keep the appliance and the adapter dry.
- If the appliance is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Never insert any objects into the appliance.

### Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the appliance with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults from 19 years and older can use the appliance freely.
- Only charge the appliance with the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the UV filter of the light exit window is broken.
- Do not use the facial attachment or the bikini area attachment (SC2008 only) if its filter is broken.

### To prevent damage

- Make sure nothing obstructs the air flow through the ventilation slots.
- Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Store the appliance in a dust-free place to prevent it from becoming dusty.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on. Always switch off the appliance after use.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for several hours.
- Do not flash against any other surface than the skin. This can cause severe damage to the attachments and/or the light exit window. Only flash when the appliance is in contact with skin.

## Caution

- Never use the appliance around the eyes and near the eyebrows to avoid the risk of eye damage.
- Use this appliance only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- This appliance is only intended for removing unwanted body hair from areas below the cheek bones with the attachments supplied. Do not use it for any other purpose.

### **Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea Precision Plus:**

- Do not expose the appliance to temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- The appliance is equipped with a built-in overheat protection. If the appliance overheats, it does not flash. Do not switch off the appliance, but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue with your treatment.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Never use the appliance in any of the cases mentioned in the section 'Contraindications'.

### **For whom is Philips Lumea Precision Plus NOT suitable?**

Philips Lumea Precision Plus is not designed for everyone. If any of the following is true for you, then this appliance is **not** suitable for you to use!

## Contraindications

### **Never use the appliance if you are pregnant or breast feeding.**

### **Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour, i.e.:**

- If your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white, grey or red.
- If you are of skin type VI (you rarely or never get sunburnt and you tan very darkly; your skin colour is brownish black or darker). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as discolourations, strong redness or burns, when you use Philips Lumea Precision Plus. See also chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

### **Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:**

- If you have a skin disease such as active skin cancer; you have a history of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated.
- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- If you have a history of collagen disorder; including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have a history of vascular disorder; such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.

- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- If you have had surgery in the areas to be treated.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

**Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:**

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane® or Roaccutane® in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are on painkillers, which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the appliance if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.
- If you take immunosuppressive medications.

**Never use the appliance on the following areas:**

- Around the eyes and near the eyebrows.
- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- Men must not use it on the scrotum and face.
- Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin colour, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases (e.g. skin cancer).
- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and a change in skin colour (hypopigmentation or hyperpigmentation).
- On areas, where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

**Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 48 hours) or fake-tanned skin:**



- All types of tanning can influence the safety of the treatment. This applies to exposure to natural sunlight as well as artificial tanning methods, such as tanning lotions, tanning appliances etc. If you are tanned or are planning to tan, see chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice'.

*Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the appliance we advise you to consult a doctor.*

## Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

### Charging



Fully charge the batteries before you use the appliance for the first time and when the batteries are empty. Fully charging the batteries takes up to 1 hour and 40 minutes.

Charge the appliance when the charging light lights up orange during use to indicate that the battery is low and will run out soon.

Fully charged batteries provide at least 370 flashes at light intensity 5. Fully charge the appliance every 3 to 4 months, even if you do not use the appliance for a longer time.

#### Charge the appliance in the following way:

- 1 Switch off the appliance.
- 2 Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.
  - ▶ The charging light flashes green to indicate that the appliance is charging.
  - ▶ When the batteries are fully charged, the charging light lights up green continuously.

Notes:

- The adapter and the appliance feel warm during charging. This is normal.
- You cannot use the appliance during charging.
- This appliance is equipped with battery-overheat protection and does not charge if the room temperature exceeds 40°C.

#### Never cover the appliance and adapter during charging.

- 3 After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

### Preparing for use

For optimal results and greatest effect, prepare the areas on which you intend to use the appliance in the manner described below.


#### Preparing treatment areas

- 1 Shave the areas you intend to treat as long as you still experience hair regrowth.

*Note: If your last depilation method involved removing hairs by the roots (e.g. epilating, waxing etc.), wait until you notice significant hair regrowth before you use Philips Lumea Precision Plus. Do not use depilatory creams instead of shaving.*

#### **Please note that treatment on unshaved or improperly shaved areas has a number of undesired effects:**

- The light exit window and attachment may become contaminated with stray hairs and dirt. A contaminated light exit window and attachment can reduce the life and efficacy of the appliance. In addition, burns or black spots that appear on the light exit window and attachments due to contamination can cause the treatment to become painful or cause skin reactions like redness and discolouration.
- Hairs on your skin can burn, which can result in an unpleasant smell.



- 2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances (e.g. present in cosmetic products like deodorants, lotions, perfumes, tanning creams and sunscreens).
- 3 Check the appliance, especially the light exit window and attachment, for trapped hair, dust and fibres. If you see any contamination, clean the appliance according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.

Notes:

- If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive and the light treatment may sometimes feel uncomfortable.
- Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4-5 treatments, you no longer have to shave before you use the appliance.

### Setting the light intensity

Philips Lumea Precision Plus is an appliance developed for consumer use at home and therefore not comparable with professional light-based appliances with respect to pain sensation. The pulses of light delivered by Philips Lumea Precision Plus are gentler than those from professional appliances and therefore you can expect a **convenient** and **effective** treatment.

You have to adjust the light intensity to your skin and body hair colour and to a level you find comfortable.

The recommended light intensities table below helps you to establish the right light intensity

- 1 Consult the table below to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour and to check if this method is suitable for you (if it is not, this is indicated with x in the table).
- 2 Each body area and possibly even parts of a body area may require a separate appropriate light intensity according to the recommended light intensities table below. The method is more effective at higher intensities, but you should reduce the light intensity if you experience any pain or discomfort.

*Note: The required light intensity for different body areas may vary due to different skin colours. For example, the skin of the lower legs can be darker than the skin of the underarms due to more sun exposure.*

Persons with darker skin run a higher risk of skin irritation because their skin absorbs more light. Therefore lower intensities are recommended for persons with darker skin.

The light pulse can feel warm or hot on the skin but should never be painful. To prevent skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

### Recommended light intensities (1-5)

In the table below, 'x' means that the appliance is not suitable for you.

Skin colour and characteristics:	White (always sunburn, no tanning)	Beige (easy sunburn, minimal tanning)	Light brown (sometimes sunburn, good tanning)	Mid brown (rarely sunburn, fast and good tanning)	Dark brown (rarely sunburn, very good tanning)	Brownish black and darker (rarely to never sunburn, very dark tanning)
Body hair colour:						
dark blond/light brown/brown/dark brown/black	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
white/grey/red/light blond	x	x	x	x	x	x

### Important

To check whether Philips Lumea Precision Plus is suitable for you, see section 'For whom is Philips Lumea Precision Plus not suitable?'.  
If your skin has been exposed to natural sunlight or an artificial tanning method, it may be darker than during the previous treatment. Check the table above to determine which settings are suitable for your skin colour.

Check the table above to determine which settings are suitable for your skin colour.

### Tanning advice

#### Sun exposure before treatment

- If your skin is tanned, perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity. A failure to do so causes a risk of developing skin reactions after treatment with Philips Lumea Precision Plus.
- Wait at least 48 hours after sunbathing before you use the appliance. Sunbathing can cause skin to darken (tan) and/or can cause sunburn (reddening of the skin).
- After these 48 hours, check the skin for any remaining sunburn. Do not use Philips Lumea Precision Plus as long as sunburn persists.
- When the sunburn has disappeared, perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity.

#### Sun exposure after treatment

- Wait at least 24 hours after treatment before you expose treated areas to the sun. Even after 24 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore before you expose it to the sun.
- Cover treated areas when you go out into the sun or use a sunblock (SPF 30+) in the two weeks after treatment.
- Exposing treated areas to sunlight without protection immediately after treatment can increase the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

### Tanning with artificial light

- Follow the instructions in 'Sun exposure before treatment' and 'Sun exposure after treatment' above.

### Tanning with creams

- If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has fully disappeared before you use Philips Lumea Precision Plus.


*Note: For more details on unwanted skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.*

## Using the appliance

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour. Use the appliance in a **well-lit** room; this reduces the perceived brightness of the flash. Shave the area you intend to treat before you use the appliance (see chapter 'Preparing for use', section 'Preparing treatment areas').

If the treatment becomes intolerably painful at any point in time, reduce the light intensity setting until the treatment is comfortable again. If you notice skin reactions stronger than slight redness, stop the treatment immediately and read section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter.


## Choosing the right attachment



### - Body attachment

The body attachment can be used to treat unwanted body hair on all body areas below the neck (for exceptions, see chapter 'Important', section 'Contraindications'). The body attachment can cover an area of 4cm<sup>2</sup> and has been specially designed for faster treatment of larger areas like legs.


Do not use the body attachment on the face.



### - Facial attachment

The facial attachment has an additional integrated light filter and can be used for extra-safe treatment of unwanted facial hair on the upper lip, chin and sideburns. It may also be used on other sensitive areas of the body, such as the underarms and hard-to-reach areas.

Never use the appliance around the eyes and near the eyebrows.




### - Bikini area attachment (SC2008 only)

The bikini area attachment has a special filter for treating the bikini area. The attachment is optimised for effective hair reduction in the bikini area. It has been specifically designed to remove the coarser hairs in this area. You can also use the bikini area attachment on the underarms.

Do not use the bikini area attachment on the face.


## First use and skin test



**1** Choose the attachment appropriate for the area you intend to treat.


**2** Choose an area close to the area you intend to treat.

*Note: Before you use the appliance on the upper lip, chin or sideburns, choose a mole- and hair-free area below your ear to perform the skin test.*



**3** Press the on/off button to switch on the appliance.

► The appliance always starts automatically at the lowest setting.




**4** Apply one flash at the lowest recommended intensity for your skin type (for instructions on how to release a flash, see steps 6 to 9 of section 'Subsequent use' in this chapter).

**5** As long as it feels comfortable (not painful), increase the setting by one level within the recommended range for your skin type and apply one flash for each setting. Do not apply more than one flash on the same spot.

**6** After the skin test, wait for 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

When you use the appliance for the first time, we advise you to perform a skin test on the area to be treated to check your skin's reaction to the treatment and to get accustomed to light-based treatment.

## Subsequent use








**1** Before every treatment, clean the attachments, the light exit window and the metallic frame inside the attachments of Philips Lumea Precision Plus. For more information see chapter 'Cleaning and maintenance'.

**2** Choose the attachment appropriate for the area you intend to treat.

**3** Press the on/off button to switch on the appliance.

*Note: It is normal that the appliance and the attachment become warm during use.*



- 4** Start each treatment by selecting the light intensity very carefully, based on your skin's sensitivity and on how comfortable treatment feels.

Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons and especially after tanning. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter for more information.

- 5** Press the ▲ button to increase the intensity. To lower the intensity, press the ▼ button.

- ▶ Every time you press the button, the corresponding intensity light starts to flash. This takes a few seconds.


- 6** Place the appliance at a 90° angle on the skin so that the attachment and the safety ring are in contact with the skin.

- 7** Press the safety ring fully onto the skin with slight pressure.

*Note:* The safety ring has contact switches that together are the safety system of the appliance. This safety ring prevents unintentional flashing without skin contact.

- ▶ The 'ready to flash' light on the back of the appliance lights up green when all contact switches of the safety ring are in contact with the skin and the device is charged. This may take a few seconds.

*Tip:* For easier use, stretch the area of skin you want to treat. On areas with softer skin, you may need to exert more pressure on the appliance to push in all contact switches.



- 8** Press the flash button to release a flash. Now you have 2 options to release the next flash:




- A Keep the flash button pressed. The appliance releases one flash after another as long as the safety ring is in full contact with the skin. Immediately after the appliance has flashed, slide the appliance to the next area. Make sure the safety ring is fully pressed onto the skin. This 'Slide & Flash mode' is especially convenient for treatment of larger areas like the legs.
- B Let go of the flash button after each flash. For the next flash, place the appliance on the area right next to the previously flashed area. Make sure the safety ring is fully pressed onto the skin. This 'Step & Flash mode' guarantees a precise treatment of e.g. the upper lip, knees or ankles.

*Note: After a few seconds, the appliance is ready to flash again, so make sure that you move it to the next area immediately after it has flashed.*

Do not treat exactly the same area multiple times during one session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.

*Note: The visible light produced by the appliance is the reflection of the flash on the skin and is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use.*



- 9** To avoid untreated areas, always make sure there is a slight overlap with the previously treated area when you place the appliance on the skin. The effective light only comes out of the light exit window. Make sure the flashes are produced close to each other.
- 10** Switch off the appliance after you have finished the treatment.
- 11** Check the light exit window and the attachment for hairs and dirt and clean the appliance after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').

## Guidelines for treatment

### Average treatment time

Area	Approx. treatment time	Recommended attachment SC2006
Underarms	1 minute per underarm	Body attachment/facial attachment
Bikini line	1 minute per side	Body attachment/ facial attachment
Entire bikini area	4 minutes	Body attachment/ facial attachment
One lower leg	8 minutes	Body attachment
One full leg	14 minutes	Body attachment
Upper lip/ chin/ sideburns	1 minute	Facial attachment

Area	Approx. treatment time	Recommended attachment SC2008
Underarms	1 minute per underarm	Body attachment/ Bikini area attachment
Bikini line	1 minute per side	Bikini area attachment
Entire bikini area	4 minutes	Bikini area attachment
One lower leg	8 minutes	Body attachment
One full leg	14 minutes	Body attachment
Upper lip/ chin/ sideburns	1 minute	Facial attachment

*Note: The average treatment times above have been observed during research and tests. Individual treatment times may vary from person to person.*

*Note: Fully charged batteries offer at least 370 flashes at intensity 5. How long you can use the appliance depends on the size of the area to be treated and the intensity setting used.*

### Intended treatment areas


The appliance is intended to treat unwanted hairs from the upper lip, chin, sideburns, underarms, arms, stomach, bikini area and legs.

### Using the appliance on the legs

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your legs.

- You can move the appliance up and down or across the leg, whichever is more convenient to you.

*Note: Bony areas like shinbone and ankles are more sensitive than other areas of the body. When you press the attachment hard onto these areas, the skin can be more susceptible to skin reactions, such as skin irritation and redness. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter. Press the attachment onto the skin just hard enough to make the 'ready to flash' light go on, but not harder.*



**Tip: The appliance may leave imprints on the skin in the treated areas. These imprints may show you where you can make the treated areas overlap.**

A fully charged battery provides a complete body and face treatment (upper lip, underarms, bikini line and lower legs) in one go.\* If you use the appliance to treat both your lower and upper legs, you may have to recharge the appliance during the treatment. This is normal. How long you can use the appliance depends on the size of the treatment area and the intensity setting used.

\*Based on the average treatment times for each area and the recommended intensities for one user.

**Tip: Many users combine leg treatments with other activities around the house such as watching TV or listening to music. You can also try this to make the experience more enjoyable and relaxing.**

### **Using the appliance in the bikini area**

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your bikini area.

In principle, Philips Lumea Precision Plus is safe and gentle enough for treatment of the entire bikini area. For SC2008 only: use the bikini area attachment to treat this area. Use a lower setting on darker pigmented, more sensitive skin in the bikini area. Do not use the appliance on inner labia, vagina and anus. Men who wish to treat their pubic area must not use the appliance on the scrotum.

**Note: For hygienic reasons, always clean the attachment used before you start treating another body area.**


### **Using the appliance on the underarms**

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your underarms.

Make sure you remove any deodorant, perfume, cream or other skin care product from your underarms before treatment.

**Tip: To achieve optimal results on your underarms, stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light. Raise your arm and place your hand in your neck to stretch the skin in the underarm area. In this way the safety ring can be pressed more easily onto the skin, which makes the treatment easier to perform.**

**Note: The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is unpleasant, close your eyes when you release a flash.**





### Using the appliance on the face (upper lip, chin, sideburns)

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your face (upper lip, chin, sideburns).

Always use only the **facial attachment** to treat the upper lip, chin and sideburns. Never use the appliance around the eyes or near the eyebrows. When you treat your upper lip, chin or sideburns, make sure you do not expose your face to direct sunlight in the 24 hours following the treatment. Apply a sunblock (SPF 30+) after the treatment for the next two weeks when you expose your face to direct sunlight.

*Tip: To achieve optimal results on your upper lip, chin and sideburns stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light.*

*Tip: Because of the contours of the jaws, it may be difficult to bring the safety ring into full contact with the skin and to release a flash. Put your tongue between your teeth and upper lip or puff up your cheeks to make this easier.*

*Tip: The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is unpleasant, close your eyes when you release a flash.*

### How to achieve optimal results

- It is normal that hairs are still visible after the first few treatments (see chapter 'Introduction', section 'Working principle' for more information).
- To remove all hairs successfully and prevent the hair follicle from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. Your skin should be smooth by then. Please read section 'Maintenance phase' to find out how you can keep these results.

### Maintenance phase

- To ensure that your skin stays smooth, we advise you to repeat the treatment every 4 to 8 weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.

## Possible side effects and skin reactions

### Common skin reactions:

- Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.
- A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor.
- Dry skin and itching may occur because of the combination of shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a few days. You can cool the area with an ice pack or a wet facecloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturiser on the treated area 24 hours after the treatment.

### Rare side effects:

- Burns, excessive redness and swelling: these reactions occur very rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discolouration: this occurs very rarely. Skin discolouration manifests itself as either a darker patch (hyperpigmentation) or a lighter patch (hypopigmentation) than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If the discolouration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discoloured areas until the discolouration has disappeared and your skin has regained its normal skin colour.
- Skin infection and inflammation: This occurs very rarely and may be caused by using the appliance on wounds or cuts that resulted from shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the appliance on unshaved skin, if you use the appliance at a light intensity that is too high for your skin colour; if you flash the same area more than once and if you use the appliance on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. See chapter 'Important', section 'Contraindications' for more information.

### After use

- Do not apply any perfumed cosmetics to the areas treated immediately after treatment.
- Do not use deodorant immediately after treating the underarms. Wait until any skin redness has disappeared completely.
- See chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice' for information about sun exposure and artificial tanning.

## Cleaning and maintenance



To ensure optimal results and a long life for the appliance, clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment. The appliance loses its effectiveness if you do not clean it properly.

Never clean the appliance or any of its parts under the tap or in the dishwasher.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Never scratch the light exit window or the metallic frame inside the attachments.

*Note: Make sure that the contact switches of the safety ring do not get congested with dirt.*

*Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the light exit window or the attachments. For replacement, see chapter 'Ordering accessories'.*

- 1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.

*Note: The light exit window becomes hot during use. Make sure it has cooled down before you clean it.*

- 2 To remove the attachment, put your fingers in the recesses at the top and bottom and pull gently. The attachment should come off easily.

- 3 Moisten the soft cloth supplied with the appliance with a few drops of water and use it to clean the following parts:




- the light exit window
- the outside surface of the attachments
- the metallic frame inside the attachments
- the reddish filter glass inside the facial attachment

*Note: If water does not clean effectively, use a few drops of high-percentage alcohol to clean the parts mentioned above.*

*Note: A contaminated light exit window and/or attachment can look like this picture. Make sure you clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment according to the instructions in this section.*

*Tip: If it is no longer possible to clean the edges of the attachments with the enclosed cleaning cloth, use a cotton bud instead. Make sure that no fluff or fibres stay behind on the attachments or on the light exit window.*

- 4 If necessary, clean the outside of the appliance with the dry soft cleaning cloth supplied with the appliance.



## Storage

- 1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.
- 2 Clean the appliance before you store it.
- 3 Store the appliance in a dust-free and dry place at a temperature between 0°C and 60°C.

## Environment




- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.




- The built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Always remove the batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way.

## Removing the rechargeable batteries


Only remove the rechargeable batteries if they are completely empty.




- 1 Disconnect the appliance from the adapter.
- 2 Let the appliance operate until the batteries are completely empty. Switch on the appliance and release flashes until you can no longer switch on the appliance.
- 3 Insert an awl or another pointed tool into the bottom cap of the appliance and pry off the bottom cap.




- 4 Undo the two screws in the bottom of the handle with a screwdriver.




- 5 Remove the bottom part of the handle and cut the two wires that connect the bottom part to the appliance.



- 6 Pull the battery connectors off the battery terminals with long nose pliers.



- 7 Pull the rechargeable batteries out of the appliance with long nose pliers.



- 8 Cut the two wires one at a time to ensure that no mishaps due to possible residual charge occur.

### Guarantee and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the separate worldwide guarantee leaflet.

## Technical specifications

### Model SC2006

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	7.5W
Protection against electric shock	Class II 
Protection rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: +15° to +35°C Relative humidity: 25% to 95%
Storage conditions	Temperature: 0° to +60°C Relative humidity: 5% to 95%
Spectrum of body attachment	>570nm
Spectrum of facial attachment	>600nm
Spectrum of bikini area attachment	>570nm
Lithium-ion battery	2 x 3.7 Volt 1500 mAh

## Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work.	The rechargeable batteries are empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging').
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance suddenly switches off.	The rechargeable batteries are empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging').
The adapter becomes warm during charging.	This is normal.	No action required.
The charging light does not go on when I put the small plug in the appliance socket.	You have not put the adapter in the wall socket.	Insert the small plug into the appliance socket and put the adapter in the wall socket.
	The wall socket is not live.	Connect another appliance to the wall socket to check if the wall socket is live. If the socket is live but the appliance still does not charge, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.

Problem	Possible cause	Solution
	The adapter is not inserted properly into the wall socket and/or the small plug is not inserted properly into the appliance socket.	Make sure the adapter is inserted properly into the wall socket and/or the small plug is inserted properly into the appliance socket.
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I have switched on the appliance but I cannot increase or decrease the light intensity.	The appliance has to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and then switch it on again. If you still cannot adjust the light intensity, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not go on when I place the appliance on the skin.	You have not put the attachment with safety ring properly on the skin.	Place the appliance at a 90° angle onto the skin in such a way that all contact switches touch the skin. Then check if the 'ready to flash' light is on and press the flash button.
		If this does not work, place the appliance on a part of your body where it is easy to establish full skin contact, for example on your lower arm. Then check if the 'ready to flash' light works. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The safety ring is dirty.	Clean the safety ring carefully. If you are unable to clean the safety ring properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the attachment.
The 'ready to flash' light does not go on when I place an attachment on my skin, but the cooling fan works.	The overheat protection has been activated.	When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the appliance and let it cool down for approx. 15 minutes before you continue to use it. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light is green but the appliance does not produce a flash when I press the flash button.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the 'ready to flash' light is green but the appliance still does not produce a flash when you press the flash button, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance becomes warm during use.	This is normal.	No action required.
The appliance does not show light intensity 1 when I switch it on.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch it off and on again. If the appliance still does not show light intensity 1, contact your Customer Care Centre, your Philips dealer or a Philips Service Centre.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance produces a strange smell.	The attachment and/or the filter glass is dirty.	Clean the attachment carefully. If you are unable to clean the attachment properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the attachment.
	You have not shaved the area to be treated properly.	If there are hairs on the area to be treated, these hairs may get burnt when you use the appliance. As a result, you notice a strange smell. Shave the area to be treated properly before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	You stored the appliance in a dusty environment.	The strange smell disappears after a few flashes.
The skin feels more sensitive than usual during treatment.	The light intensity you use is too high.	Check if you have selected the right light intensity. If necessary, select a lower light intensity.
	You did not shave the areas to be treated.	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter of the light exit window is broken, do not use the appliance anymore. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I experience an unacceptable pain sensation when I use the appliance.	You did not shave the areas to be treated	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	You treated an area for which the appliance is not intended.	You must not use the appliance on your inner labia, vagina, anus, nipples, areolas, lips, inside the nostrils and ears, in the region of your eyes and eyebrows. Men must not use it on their face or scrotum.
	You have used a light intensity which is too high for you.	Reduce the light intensity to a level that is comfortable for you. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'.
	The light exit window or reddish filter glass of the attachment is broken.	If the light exit window or reddish filter glass of the facial attachment is broken, do not use the appliance with this attachment any more. Go to your dealer or a Philips service centre or contact the Consumer Care Centre to have the attachment replaced.
	The appliance is not suitable for your skin colour.	Do not use the appliance if you have a very dark skin. Do not use it either if your body hair is light blond, red, grey or white.

Problem	Possible cause	Solution
The treated areas become red after the treatment.	Slight redness is harmless and normal and disappears quickly.	No action required.
The skin reaction after the treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity which is too high for you.	Select a lower light intensity the next time. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'.  If the skin reaction lasts longer than 3 days, contact your doctor.
The hair-removal results are not satisfactory.	You have used a light intensity which is too low for you.	Select a higher light intensity the next time.
	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', section 'Subsequent use', step 9.
	You do not use the appliance as often as recommended.	To remove all hairs successfully and to prevent the hair root from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. To ensure that your skin stays smooth, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.
	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have very dark skin.
Hair starts to grow again in some spots on the treated areas.	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', section 'Subsequent use', step 9.
	Hair starts to grow again as part of the natural cycle of hair growth.	This is normal. It is part of the natural cycle of hair growth that hair starts growing again. The hairs that come back, however, tend to be softer and thinner.

## Indholdsfortegnelse

Introduktion	32
Fordele	32
IPL-teknologi (Intense Pulsed Light) til hjemmebrug	32
Forhindrer effektivt hårene i at vokse ud igen, hvilket giver daglig glathed	32
Blid behandling, også til de sarte steder på kroppen	33
Ledningsfri betjening giver maksimal frihed og fleksibilitet	33
Lang batterilevetid til en komplet behandling af krop og ansigt	33
Ingen dele, der skal udskiftes, og ingen skjulte udgifter	33
Hvordan fungerer Philips' Intense Pulsed Light-teknologi	33
Hårvækst	33
Arbejdsprincip	33
Generel beskrivelse	34
Vigtigt	35
Fare	35
Advarsel	35
Sådan forebygges skader	35
Forsigtig	36
Husk følgende for at undgå at nedsætte levetiden for Philips Lumea Precision Plus:	36
Hvem egner Philips Lumea Precision Plus sig IKKE til?	36
Kontraindikationer	36
Anvend aldrig apparatet, hvis du er gravid eller ammer.	36
Anvend aldrig apparatet, hvis du har en uegnet hud- og/eller hårfarve, f.eks.:	36
Anvend aldrig apparatet, hvis du lider af en af de sygdomme, der er angivet nedenfor, f.eks.:	36
Anvend aldrig apparatet, hvis du tager medicin, der er angivet nedenfor, f.eks.:	37
Brug aldrig apparatet på følgende områder:	37
Anvend aldrig apparatet på solskoldet, nyligt solbrændt (inden for de sidste 48 timer) eller selvbrunet hud:	38
Elektromagnetiske felter (EMF)	38
Opladning	38
Klargøring	39
Forberedelse af behandlingsområder	39
Indstilling af lysintensiteten	39
Anbefalede lysintensitet (1-5)	40
Vigtigt	40
Råd om solbadning	40
Sådan bruges apparatet	41
Sådan vælger du det rigtige tilbehør	41
Første brug og hudtest	42
Efterfølgende brug	43
Retningslinjer for behandling	45
Gennemsnitlig behandlingstid	45
Egnede behandlingsområder	45
Brug af apparatet på benene	46
Brug af apparatet i bikiniområdet	46
Brug af apparatet i armhulerne	47

Brug af apparatet i ansigtet (overlæbe, hage, bakkenbarter)	47
Sådan opnås optimale resultater	47
Vedligeholdelsesfase	48
Mulige bivirkninger og hudreaktioner	48
Efter brug	48
Rengøring og vedligeholdelse	48
Opbevaring	50
Miljøhensyn	50
Udtagning af de genopladelige batterier	50
Sikkerhed og support	51
Tekniske specifikationer	51
Fejlfinding	52

## Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Lysbaseret hårfjerning er en af de mest effektive metoder til at behandle uønsket kropsbehåring med et resultat, der holder længere. Det er noget andet end de nuværende hårfjerningsmetoder til hjemmebrug, da det reducerer hårgenudvækst betydeligt. Philips har udviklet denne metode i samarbejde med førende dermatologer gennem mere end 10 år. Nu kan du benytte denne nye teknologi i ro og mag derhjemme, når og hvor det passer dig.

Dette apparat er specifikt designet og optimeret til brug af kvinder, men kan også bruges af mænd.

Philips Lumea Precision Plus muliggør behandling af uønsket hårvækst på hele kroppen, herunder også ansigtet (overlæbe, hage og bakkenbarter), ved hjælp af to skræddersyede tilbehørsdele.

Philips Lumea Precision Plus er kun designet til brug af én person.

Hvis du vil have flere oplysninger om Philips Lumea Precision Plus og film om, hvordan du bruger Lumea, skal du besøge [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea). Besøg vores websted regelmæssigt for opdateringer.

## Fordele

Dette apparat giver følgende fordele:

### **IPL-teknologi (Intense Pulsed Light) til hjemmebrug**

Philips Lumea Precision Plus anvender en lysbaseret teknologi kaldet "Intense Pulsed Light" (IPL). IPL anvendes også til hårfjerning i den professionelle skønhedsbranche og har været brugt i de sidste femten år. Philips Lumea Precision Plus giver dig nu denne innovative teknologi til sikker og effektivt hjemmebrug.

### **Forhindrer effektivt hårene i at vokse ud igen, hvilket giver daglig glathed**

Denne metode giver silkeblød hud i lang tid og forhindrer hårene i at vokse ud igen. Vores undersøgelser har vist en markant reduktion af hår allerede efter to behandlinger. Optimale resultater blev generelt opnået efter fire til fem behandlinger. Reduktionen af hårenes tæthed ses fra behandling til behandling. Hvor hurtigt den effekt bliver synlig, og hvor længe resultaterne holder, varierer fra person til person. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Sådan opnås optimale resultater" i kapitlet "Sådan bruges apparatet".

### Blid behandling, også til de sarte steder på kroppen

Philips Lumea Precision Plus er udviklet i tæt samarbejde med førende dermatologer og er blevet testet af over 2000 kvinder for at sikre en effektiv og blid behandling, også til de mest sarte steder på kroppen og i ansigtet.

### Ledningsfri betjening giver maksimal frihed og fleksibilitet.

Eftersom apparatet anvender genopladelige batterier, er det bærbart og kan anvendes overalt.

### Lang batterilevetid til en komplet behandling af krop og ansigt

Et fuldt opladet batteri giver en komplet behandling af krop og ansigt (overlæbe, armhuler, bikinilinje og underben) i én arbejdsgang uden pauser med genopladning.\*


\*Baseret på den gennemsnitlige behandlingstid for hvert område og den anbefalede intensitet for én bruger.

### Ingen dele, der skal udskiftes, og ingen skjulte udgifter

Philips Lumea Precision Plus er udstyret med en højtydende lyskilde, som ikke skal skiftes ud. Denne lyskilde kan generere over 140.000 blink og skulle gøre dig i stand til at vedligeholde resultatet løbende i mere end 5 år\*, samtidig med at du sparer penge på dyre udskiftningslysilder.

\*Baseret på den gennemsnitlige behandlingstid for hvert område og den anbefalede intensitet for én bruger.

### Hvordan fungerer Philips' Intense Pulsed Light-teknologi



#### Hårvækst

Hårvæksthastigheden er forskellig fra person til person, afhængigt af alder, stofskifte og andre faktorer. Men alles hår vokser normalt i 3 faser.

##### 1 Vækstfase (anagen fase)

Hår vokser aktivt fra roden. I denne fase er koncentrationen af melanin højest. Melanin bestemmer pigmenteringen af hårene.


Melaninkoncentrationen er også den afgørende faktor for denne metodes effektivitet. Kun hårene i vækstfasen er modtagelige for behandling med lys.

##### 2 Nedbrydningsfase (katagen fase)

Hårvæksten stopper, og roden skrumper ind, før håret falder af.


##### 3 Hvilefase (telogen fase)

Det gamle hår udskilles fra hårfolliklen og falder af. Folliklen forbliver i hvile, indtil det biologiske ur fortæller den, at den skal blive aktiv igen, og et nyt hår vokser ud.




#### Arbejdsprincip

- Apparatet fungerer ved at opvarme håret og roden under huden. Melaninen i håret og hårroden absorberer de frigrivne lysimpulser. Jo mørkere håret er, desto mere lys kan der absorberes. Denne proces stimulerer håret til at gå i hvilefase.



- Mellem behandlingerne falder hårene naturligt ud, og genvæksten hæmmes. Det kan tage en til to uger, før hårene falder ud.



- Optimal hårfjerning kan ikke opnås med en enkelt behandling, eftersom det kun er hår i vækstfasen, der er modtagelige for behandling med lys. Under behandlingen vil hårene i behandlingsområdet normalt befinde sig i forskellige stadier af hårets vækstcyklus. For at behandle alle hår effektivt skal du gentage behandlingen nogle få gange med to ugers mellemrum.

Et integreret optisk filter sikrer, at intet UV-lys når huden, og garanterer, at apparatet er sikkert for huden.

### Generel beskrivelse (fig. 5)

- 1 Lysudgangsvindue med integreret UV-filter
- 2 Tilbehør
  - A. Ansigtstilbehør: Egnede til alle kropsområder, herunder overlæbe, hage og bakkenbarter
  - B. Kropstilbehør: Egnede til alle kropsområder fra halsen og nedefter
  - C. Bikinitilbehør (kun SC2008): Velegnet til bikiniområdet
- 3 Metalramme på indersiden af tilbehøret
- 4 Sikkerhedssystem (sikkerhedsring med kontaktafbydere)
- 5 Blink-knap
- 6 Intensitetsindikatorer (1- 5)
- 7 ▲ Intensitetsstigningsknap
- 8 ▼ Intensitetsnænkingsknap
- 9 Opladeindikator og indikator for lavt batteri
- 10 On/off-knap
- 11 Stik til apparat
- 12 "Klar til blink"-indikator
- 13 Ventilationshuller
- 14 Adapter
- 15 Lille stik

## Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

## Fare



- Vand og elektricitet er en farlig kombination. Anvend aldrig apparatet i våde omgivelser (f.eks. i nærheden af et fyldt badekar, en løbende bruser eller en fyldt swimmingpool).
- Både apparat og adapter skal holdes tørre.
- Hvis apparatet er gået i stykker, må du ikke berøre de inderste dele, da de kan give elektrisk stød.
- Stik aldrig genstande ind i apparatet.

## Advarsel

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner eller nedsat følesans, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Apparatet er ikke beregnet til børn under 15 år. Teenagere på 15–18 år kan bruge apparatet med samtykke og/eller hjælp fra forældrene eller de personer, der har forældremyndigheden. Voksne fra 19 år og opefter kan bruge apparatet efter eget ønske.
- Brug kun den medfølgende adapter ved opladning af apparatet.
- Brug ikke apparatet eller adapteren, hvis en af delene er beskadiget.
- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette kan være meget risikabelt.
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
- Brug ikke apparatet, hvis UV-filteret til lysudgangsvinduet er ødelagt.
- Brug ikke ansigtstilbehøret eller bikinitilbehøret (kun SC2008), hvis filteret er beskadiget.

## Sådan forebygges skader

- Kontroller, at luftstrømmen passerer frit gennem ventilationsrillerne.
- Udsæt aldrig apparatet for kraftige slag, og undgå at ryste eller tabe det.
- Hvis du flytter apparatet fra meget kolde omgivelser til meget varme omgivelser eller omvendt, skal du vente i ca. 3 timer, før du bruger det.
- Opbevar apparatet et støvfrit sted for at forhindre, at det støver til.
- Lad aldrig apparatet ligge ubevogtet hen, når det er tændt. Sluk altid apparatet efter brug.
- Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys eller UV-lys i flere timer.
- Undgå at blinke mod andre overflader end huden. Det kan forårsage alvorlige skader på tilbehøret og/eller lysudgangsvinduet. Blink kun, når apparatet er i kontakt med huden.

## Forsigtig

- Brug aldrig apparatet i nærheden af øjnene eller øjenbrynene, da dette kan medføre risiko for øjenskader.
- Anvend kun dette apparat med indstillinger, som egner sig til din hudtype. Anvendelse af en højere indstilling end anbefalingerne kan øge risikoen for hudreaktioner og bivirkninger.
- Dette apparat er kun beregnet til at fjerne uønsket hårvækst fra områder under kindbenene med de to medfølgende tilbehørsdele. Undlad at bruge det til andre formål.

## Husk følgende for at undgå at nedsætte levetiden for Philips Lumea Precision Plus:

- Udsæt ikke apparatet for temperaturer under 15°C eller over 35°C under brug.
- Apparatet er udstyret med en indbygget sikkerhedsfunktion mod overophedning. Hvis apparatet bliver overophedet, holder det op med at blinke. Undgå at slukke apparatet, men lad det køle af i ca. 15 minutter, før du fortsætter behandlingen.
- Hvis apparatet skal efterses eller repareres, skal du henvende dig til Philips, da en uautoriseret reparation efterfølgende kan være til fare for brugeren.
- Anvend aldrig apparatet under de omstændigheder, der er nævnt i afsnittet "Kontraindikationer".

## Hvem egner Philips Lumea Precision Plus sig IKKE til?

Philips Lumea Precision Plus er ikke designet til alle. Hvis én af de følgende ting gælder for dig, egner dette apparat sig **ikke** til at blive brugt af dig!

## Kontraindikationer

### Anvend aldrig apparatet, hvis du er gravid eller ammer.

### Anvend aldrig apparatet, hvis du har en uegnet hud- og/eller hårfarve, f.eks.:

- Hvis din naturlige hårfarve på behandlingsområderne er lysblond, hvid, grå eller rød.
- Hvis du har hudtype VI (du bliver sjældent eller aldrig solskoldet og kan blive meget solbrændt; din hudfarve er brunlig sort eller mørkere). I dette tilfælde har du en høj risiko for at udvikle hudreaktioner som f.eks. misfarvninger, kraftig rødmen eller forbrænding, når du bruger Philips Lumea Precision Plus. Se også afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner" i kapitlet "Sådan bruges apparatet".

### Anvend aldrig apparatet, hvis du lider af en af de sygdomme, der er angivet nedenfor, f.eks.:

- Hvis du har en hudsygdom, som f.eks. aktiv hudkræft, tidligere har haft hudkræft eller nogen anden form for kræft på de områder, du vil behandle.
- Hvis du har kræftbetingede skader eller flere atypiske skønhedspletter på de områder, du vil behandle.
- Hvis du tidligere har haft problemer med collagen, herunder tidligere ardannelse efter hudsvulst eller dårlig sårheling.
- Hvis du har haft problemer med blodkarrene, f.eks. åreknuder eller vaskulær ektasi i det område, du vil behandle.
- Hvis din hud er følsom til let, og den nemt udvikler udslæt eller en allergisk reaktion.

- Hvis du har infektioner; eksem, forbrændinger; betændte hårfollikler, åbne rifter; herpessår; sår eller læsioner og buler i de områder; du vil behandle.
- Hvis du er blevet opereret i de områder; du vil behandle.
- Hvis du har epilepsi og er overfølsom over for blinkende lys.
- Hvis du har diabetes, lupus erythematosus, porfyri eller hjerteproblemer.
- Hvis du har en blødersygdom.
- Hvis du har eller har haft sygdomme i immunsystemet (herunder HIV-infektion eller AIDS).

**Anvend aldrig apparatet, hvis du tager medicin, der er angivet nedenfor, f.eks.:**

- Hvis din hud i øjeblikket bliver behandlet med eller for nylig er blevet behandlet med AHA'er (Alpha-Hydroxy Acids), BHA'er (Beta-Hydroxy Acids), lokal isotretinoin og azelainsyre.
- Hvis du har taget nogen form for isotretinoin Accutane® eller Roaccutane® inden for de sidste seks måneder. Denne behandling kan gøre, at man lettere får rifter, sår og hudirritation.
- Hvis du tager smertestillende midler, som reducerer hudens følsomhed over for varme.
- Hvis du tager medikamenter eller medicin, der øger lysfølsomheden, skal du kontrollere indlægssedlen og aldrig bruge apparatet, hvis det angives, at der kan opstå reaktioner i form af lysallergi eller -forgiftning, eller hvis du skal undgå solen, fordi du indtager denne medicin.
- Hvis du tager antikoaguleringsmedicin, herunder omfattende brug af aspirin, på en måde, som ikke muliggør en udrensingsperiode af mindst en uges varighed forud for hver behandling.
- Hvis du tager immunforsværsdæmpende medicin.

**Brug aldrig apparatet på følgende områder:**

- Omkring øjnene og nær øjenbrynene.
- På brystvorter; areolaer; de indre skamlæber; vagina, anus og indersiden af næseborene og ørerne.
- Mænd må ikke bruge det på pungen og i ansigtet.
- Over eller i nærheden af kunstige kropsdele som f.eks. silikoneimplantater; pacemakere, injektionsporte under huden (insulindispenser) eller piercinger.
- På modermærker; fregner; store blodårer; områder med mørkere pigmentering; ar; hudproblemer uden at konsultere din læge. Det kan medføre forbrændinger og hudfarveændringer, som kan gøre det sværere at identificere hudrelaterede sygdomme (f.eks. hudkræft).
- På vorter; tatoveringer eller permanent makeup. Det kan medføre forbrændinger og hudfarveændringer (hypopigmentering eller hyperpigmentering).
- På områder, hvor du bruger langtidsholdbar deodorant. Det kan medføre hudirritation. Se kapitlet "Sådan bruges apparatet", afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner".

### Anvend aldrig apparatet på solskoldet, nyligt solbrændt (inden for de sidste 48 timer) eller selvbrunet hud:


- Alle former for solbadning kan påvirke behandlingens sikkerhed. Det gælder for eksponering for naturligt sollys foruden kunstige bruningsmetoder; som f.eks. selvbrunercremer; solarier osv. Hvis du er solbrun eller har planer om at blive solbrun, skal du se kapitlet "Klargøring", afsnittet "Råd om solbadning".

*Bemærk: Denne liste er ikke udtømmende. Hvis du ikke er sikker på, om du kan anvende apparatet, anbefaler vi, at du spørger din læge.*

### Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

### Opladning



Oplad batterierne helt, før du bruger apparatet første gang, og når batterierne er afladet. En fuld opladning tager op til 1 time og 40 minutter. Oplad apparatet, når opladeindikatoren lyser orange under brug for at indikere, at batteriet er næsten tomt og snart vil løbe ud. Fuldt opladede batterier giver mindst 370 blink med en lysintensitet på 5. Oplad apparatet helt hver 3. - 4. måned, selvom du ikke anvender apparatet i længere tid.

### Oplad apparatets batterier på følgende måde:


- 1 Sluk apparatet.
- 2 Sæt det lille stik i apparatet, og sæt adapteren i stikkontakten.
  - ▶ Opladeindikatoren blinker grønt for at vise, at apparatet oplades.
  - ▶ Når batterierne er fuldt opladede, lyser opladeindikatoren konstant grønt.

Bemærk:

- Adapteren og apparatet føles varme under opladning. Dette er helt normalt.
- Du kan ikke bruge apparatet under opladning.
- Dette apparat er udstyret med sikkerhedsfunktion mod batterioverophedning og oplader ikke, hvis rumtemperaturen overstiger 40°C.

### Tildæk aldrig apparatet og adapteren under opladning.

- 3 Efter opladning skal du tage adapteren ud af stikkontakten og tage det lille stik ud af apparatet.



## Klargøring

For at opnå optimale resultater og størst mulig effekt skal du forberede de områder, hvor du vil bruge apparatet, sådan som det er beskrevet nedenfor.

### Forberedelse af behandlingsområder

- 1 Barber de områder, du vil behandle, så længe hårene stadig vokser ud igen.

*Bemærk: Hvis din seneste hårfjerningsmetode omfatter fjernelse af hår ved roden (f.eks. epilering, voksbehandling osv.), skal du vente, indtil du bemærker en markant hårgenvækst, før du bruger Philips Lumea Precision Plus. Brug ikke hårfjerningslotion i stedet for barbering.*

### Bemærk, at behandlingen på ubarberede eller ukorrekt barberede områder har et antal uønskede effekter:

- Lysudgangsvinduet og sikkerhedstilbehøret risikerer at blive tilsnævset med løse hår og snavs. Et tilsnævset lysudgangsvindue og tilbehør kan reducere apparatets levetid og effektivitet. Derudover kan brændte eller sorte pletter, der kommer på lysudgangsvinduet og tilbehøret pga. tilsnævning, betyde, at behandlingen bliver smertefuld eller forårsager hudreaktioner som f.eks. rødmen og misfarvning.
- Hårene på huden kan brænde, hvilket kan resultere i en ubehagelig lugt.

- 2 Rens huden, og kontroller, at den er helt fri for hår, helt tør og fri for fedtede substanser (f.eks. fra kosmetiske produkter som deodorant, creme, parfume, selvbrunercreme og solcreme).

- 3 Kontroller apparatet, især lysudgangsvinduet og tilbehøret, for fastklemt hår, støv og fibre. Hvis apparatet er tilsnævset, skal du rense det ifølge anvisningerne i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

Bemærk:


- Hvis barberingen giver sår eller skader, kan huden være mere følsom, og lysbehandlingen kan nogle gange føles ubehagelig.
- Så snart hårene holder op med at vokse ud igen, hvilket normalt sker efter 4 -5 behandlinger, behøver du ikke længere barbere dig, før du bruger apparatet.

### Indstilling af lysintensiteten

Philips Lumea Precision Plus er et apparat, som er udviklet til forbrugernes brug i hjemmet, og det er derfor ikke sammenligneligt med professionelle lysbaserede apparater med hensyn til smerteoplevelsen. De lyspulser, der leveres af Philips Lumea Precision, er mildere end dem fra professionelle apparater, og derfor kan du forvente en **bekvem** og **effektiv** behandling. Du skal justere lysintensiteten efter farven på din hud og kropsbehåring og til et niveau, du finder behageligt.

Tabellen over anbefalede lysintensiteter nedenfor gør det lettere at finde den rette lysintensitet

- 1 Se tabellen nedenfor for at bestemme, hvilke lysintensiteter der egner sig bedst til farven på din hud og din kropsbehåring, og kontrollere, om denne metode egner sig til dig (hvis ikke, er det angivet med et "x" i tabellen).



- 2** Hvert kropsområde og måske endda dele af et kropsområde kan kræve en særskilt tilpasset lysintensitet iht. tabellen over anbefalet lysintensitet nedenfor. Metoden er mest effektiv ved højere lysintensiteter, men du skal sænke lysintensiteten, hvis du oplever smerte eller ubehag.

*Bemærk: Den nødvendige lysintensitet til forskellige områder af kroppen kan variere på grund af forskellige hudfarver. F.eks. kan huden på underbenene være mørkere end huden i armhulerne pga. mere soleksponering.*

Personer med mørkere hud har større risiko for hudirritation, da deres hud absorberer mere lys. Derfor anbefales der lavere intensitet til personer med mørkere hud.

Den anvendte lysimpuls kan føles lun eller varm på huden, men må aldrig være smertefuld. Forebyg hudreaktioner ved at se i kapitlet "Sådan bruges apparatet", afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner".

### Anbefalede lysintensitet (1-5)

I tabellen nedenfor betyder "x", at apparatet ikke er egnet til dig.

Hudfarve og -egenskaber:	Hvid (sol-skoldes altid, ingen brun-ning)	Beige (sol-skoldes nemt, minimal brun-ning)	Lyse-brun (sol-skoldes af og til, god brun-ning)	Mellebrun (sol-skoldes sjældent, hurtig og god brun-ning)	Mørkebrun (sol-skoldes sjældent, meget god brun-ning)	Brunlig sort og mørke-re (sol-skoldes sjældent eller aldrig, meget mørk brun-ning)
Kropsbehåringens farve:						
mørkblond/lysebrun/brun/mørkebrun/sort	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
hvid/grå/rød/lysblond	x	x	x	x	x	x

### Vigtigt

Se afsnittet "Hvem egner Philips Lumea Precision Plus sig ikke til?" for at se, om Philips Lumea Precision Plus er egnet til dig.

Hvis huden er blevet udsat for naturligt sollys eller en kunstig solbruningsmetode, kan huden være mørkere end under den forrige behandling. Se tabellen ovenfor for at bestemme, hvilke indstillinger der egner sig bedst til din hudfarve.

### Råd om solbadning

#### Eksposering for sol før behandling

- Hvis din hud er solbrun, skal du udføre en hudtest (se afsnittet "Før apparatet tages i brug" i kapitlet "Sådan bruges apparatet") på det område, der skal behandles, for at finde den rette lysintensitet. Hvis dette ikke overholdes, medfører det risiko for at udvikle hudreaktioner efter behandling med Philips Lumea Precision Plus.

- Vent mindst 48 timer efter solbadningen, før du anvender apparatet. Solbadning kan bevirke, at huden bliver mørkere (solbrun) og/eller kan forårsage solskoldning (rød hud).
- Efter disse 48 timer skal du kontrollere, om der er tegn på solskoldning tilbage på huden. Anvend ikke Philips Lumea Precision Plus, så længe huden er solskoldet.
- Når solskoldningen er forsvundet, skal du udføre en hudtest (se kapitlet "Sådan bruges apparatet", afsnittet "Før apparatet tages i brug") på det område, der skal behandles, for at finde den rette lysintensitet.

### Eksposering for sol efter behandling

- Vent i mindst 24 timer efter behandlingen, før du udsætter de behandlede områder for solen. Også efter 24 timer skal du kontrollere, at huden ikke er rød efter behandlingen, før du udsætter den for solen.
- Dæk de behandlede områder til, når du går ud i solen, eller brug solcreme (SPF 30+) i to uger efter behandlingen.
- Eksposering af områderne for sollys uden beskyttelse lige efter behandlingen kan øge risikoen for uønskede bivirkninger og hudreaktioner. Se kapitlet "Sådan bruges apparatet", afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner".

### Solbruning med kunstigt lys

- Følg anvisningerne under "Eksposering for sol før behandling" og "Eksposering for sol efter behandling" ovenfor.

### Bruning med cremer

- Hvis du har anvendt selvbruner, skal du vente, indtil den kunstige bruning er helt forsvundet, før du bruger Philips Lumea Precision Plus.

*Bemærk: Yderligere oplysninger om uønskede hudreaktioner, skal du se kapitlet "Sådan bruges apparatet", afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner".*

## Sådan bruges apparatet

Se tabellen over anbefalede lysintensiteter i kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten" for at bestemme, hvilke lysintensiteter der egner sig bedst til farven på din hud og din kropsbehåring. Anvend apparatet i et **godt oplyst** rum; det vil reducere opfattelsen af blink-knappens lysstyrke. Barber det område, du vil behandle, før du bruger apparatet (se kapitlet "Klargøring", afsnittet "Forberedelse af behandlingsområder").


Hvis behandlingen på et tidspunkt bliver uudholdeligt smertefuld, skal du sænke indstillingen for lysintensitet, indtil behandlingen igen er behagelig. Hvis du oplever hudreaktioner, der er kraftigere end en let rødmen, skal du straks afbryde behandlingen og læse afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner" i dette kapitel.


## Sådan vælger du det rigtige tilbehør

### - Kropstilbehør

Kropstilbehøret kan bruges til at behandle uønsket kropsbehåring på hele kroppen fra halsen og nedefter (se undtagelserne i afsnittet "Kontraindikationer" i kapitlet "Vigtigt"). Kropstilbehøret kan dække et område på 4 cm<sup>2</sup> og er specielt designet til hurtigere behandling af større områder som f.eks. benene.

Brug ikke kropstilbehøret i ansigtet.






### - **Ansigtstilbehør**

Præcisionstilbehøret indeholder et ekstra integreret lysfilter og kan bruges til en ekstra sikker behandling af uønsket ansigtshårvækst på overlæben, hagen og bakkenbarter. Det kan også bruges til andre følsomme områder på kroppen, f.eks. armhulerne og områder, der er vanskelige at nå.

Brug aldrig apparatet rundt om øjne og i nærheden af øjenbryn.




### - **Bikinitilbehør (kun SC2008)**

Bikinitilbehøret er udstyret med et særligt filter til behandling af bikiniområdet. Tilbehørsdelen er optimeret til effektiv hårreduktion i bikiniområdet. Det er specialdesignet til at fjerne de grovere hår i dette område. Du kan også bruge bikinitilbehøret i armhulerne.

Brug ikke bikinitilbehøret i ansigtet.


## Første brug og hudtest



**1** Vælg det rigtige tilbehør til det område, du vil behandle.


**2** Vælg et område i nærheden af det tilsigtede behandlingsområde.

*Bemærk: Før du bruger apparatet på overlæbe, hage eller bakkenbarter, skal du vælge et område uden modermærker eller hår under dit øre for at gennemføre en hudtest.*



**3** Tænd apparatet ved tryk på on/off-knappen.

▶ Apparatet starter altid automatisk på laveste niveau.



**4** Påfør et blink ved den laveste anbefalede lysintensitet for din hudtype (se trin 6 til 9 i afsnittet "Efterfølgende brug" i dette kapitel for instruktioner om, hvordan du afgiver et blink).

**5** Så længe det føles behageligt (ikke smertefuldt), kan du øge indstillingen med et niveau inden for det anbefalede interval for din hudtype, idet du påfører et blink for hver indstilling. Anvend aldrig mere end et blink på samme sted.

- 6** Efter hudtesten skal du vente 24 timer og kontrollere din hud for eventuelle reaktioner. Hvis huden viser reaktioner, skal du vælge den højeste indstilling, som ikke gav nogen hudreaktion, til den efterfølgende brug.

Når du bruger apparatet for første gang, anbefaler vi, at du udfører en hudtest på det område, du vil behandle, for at kontrollere hudens reaktion på behandlingen og opnå en korrekt tilpasset lysbaseret behandling.





### Efterfølgende brug

- 1** Før hver behandling skal du rengøre tilbehøret, lysudgangsvinduet og metalrammen på indersiden af tilbehøret til Philips Lumea Precision Plus. Du kan få flere oplysninger i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

- 2** Vælg det rigtige tilbehør til det område, du vil behandle.

- 3** Tænd apparatet ved at trykke på On/Off-knappen.

*Bemærk: Det er normalt, at apparatet og tilbehøret bliver varmt under brug.*




- 4** Start hver behandling med at vælge lysintensiteten meget omhyggeligt, ud fra hudens følsomhed og hvor behagelig behandlingen er.

Huden kan reagere forskelligt på forskellige dage/i forskellige situationer af flere grunde og særligt efter solbadning. Se afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner" i dette kapitel for at få flere oplysninger.

- 5** Tryk på knappen ▲ for at øge intensiteten. Hvis du vil sænke intensiteten, skal du trykke på knappen ▼.


- Hver gang du trykker på knappen, begynder den tilsvarende intensitetsindikator at blinke. Det tager nogle få sekunder.

- 6** Placer apparatet i en vinkel på 90° på huden, så tilbehøret og sikkerhedsringen er i kontakt med huden.




**7** Pres hele sikkerhedsringen på huden med et let tryk.

*Bemærk: Sikkerhedsringen har kontaktafbrydere, der udgør apparatets sikkerhedssystem. Denne sikkerhedsring forhindrer utilsigtede blink uden hudkontakt.*



- ▶ Indikatoren for "klar til blink" på bagsiden af apparatet lyser grønt, når alle kontaktafbrydere på sikkerhedsringen kommer i kontakt med huden, og apparatet er opladet. Det kan tage et par sekunder.

*Tip: Mhp. nemmere brug skal du strække det hudområde, du vil behandle. På områder med blødere hud har du muligvis brug for at trykke apparatet hårdere mod huden for at trykke alle kontaktafbrydere ind.*



**8** Tryk på blink-knappen for at afgive et blink. Nu har du 2 muligheder for at afgive det næste blink:

- A Hold blink-knappen inde. Apparatet afgiver det ene blink efter det andet, så længe sikkerhedsringen er i fuld kontakt med huden. Lige efter, at apparatet har blinket, skal du skubbe apparatet til det næste område. Sørg for, at sikkerhedsringen er fuldt trykket ned mod huden.

Denne "skub og blink"-funktion er især praktisk til behandling af større områder som f.eks. benene.


- B Slip blink-knappen efter hvert blink. For at afgive det næste blink skal du placere apparatet lige ved siden af det område, der blev behandlet før. Sørg for, at sikkerhedsringen er fuldt trykket ned mod huden.


Denne "trin og blink"-funktion garanterer en præcis behandling af f.eks. overlæbe, knæ eller ankler.

*Bemærk: Efter et par sekunder er apparatet klar til at blinke igen, så sørg for at bevæge det til det næste område lige efter blinket.*

Undgå behandling på nøjagtig det samme område flere gange under samme session. Det øger ikke behandlingens effektivitet, men øger risikoen for hudreaktioner.

*Bemærk: Det synlige lys, som apparatet frembringer, er refleksionen af blinket på huden og er uskadeligt for dine øjne. Det er ikke nødvendigt at bære beskyttelsesbriller under brug.*





**9** For at undgå at springe områder over skal du sørge for, at der er en lille overlappning med det tidligere behandlede område, når du placerer apparatet på huden. Det effektive lys afgives kun gennem lysudgangsvinduet. Kontroller, at blinkene afgives tæt på hinanden.

**10** Sluk apparatet, når du har afsluttet behandlingen.

**11** Kontroller lysudgangsvinduet og tilbehøret for hår og snavs, og rengør apparatet efter brug (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").

## Retningslinjer for behandling

### Gennemsnitlig behandlingstid

Område	Ca. behandlingstid	Anbefalet tilbehør SC2006
Under armene	1 minut pr. armhule	Kropstilbehør/ansigtstilbehør
Bikinilinje	1 minut pr. side	Kropstilbehør/ansigtstilbehør
Hele bikiniområdet	4 minutter	Kropstilbehør/ansigtstilbehør
Et underben	8 minutter	Kropstilbehør
Et helt ben	14 minutter	Kropstilbehør
Overlæbe/hage/bakkenbarter	1 minut	Ansigtstilbehør


Område	Ca. behandlingstid	Anbefalet tilbehør SC2008
Under armene	1 minut pr. armhule	Kropstilbehør/bikinitilbehør
Bikinilinje	1 minut pr. side	Bikinitilbehør
Hele bikiniområdet	4 minutter	Bikinitilbehør
Et underben	8 minutter	Kropstilbehør
Et helt ben	14 minutter	Kropstilbehør
Overlæbe/hage/bakkenbarter	1 minut	Ansigtstilbehør

*Bemærk: De gennemsnitlige behandlingstider ovenfor er blevet observeret under forskning og testning. De individuelle behandlingstider kan variere fra person til person.*

*Bemærk: Fuldt opladede batterier giver mindst 370 blink med intensitet 5. Brugstiden for apparatet afhænger af størrelsen af behandlingsområdet og den anvendte lysintensitet.*

### Egnede behandlingsområder

Apparatet er beregnet til at behandle uønsket hårvækst på overlæbe, hage, bakkenbarter, armhuler, arme, mave, bikiniområde og ben.



### Brug af apparatet på benene

Se tabellen over anbefalede lysintensiteter i kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten" for at finde ud af, hvilke indstillinger der er velegnede for dine ben.

- Du kan bevæge apparatet op og ned eller på tværs af benet, alt efter hvad du finder mest praktisk.

*Bemærk: Benede områder som f.eks. skinnebenet eller anklerne er mere følsomme end andre områder på kroppen. Når du trykker tilbehøret hårdt ned mod disse områder, kan huden være mere tilbøjelig til at få hudreaktioner, som f.eks. hudirritation og rødmen. Se afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner" i dette kapitel. Tryk tilbehøret lige akkurat så hårdt ned mod huden, at "klar til blink"-indikatoren tændes, men ikke hårdere end det.*

**Tip: Apparatet kan efterlade mærker på huden i de behandlede områder. Disse mærker kan vise dig, hvor du kan få de behandlede områder til at overlappe.**

Et fuldt opladet batteri giver en komplet behandling af krop og ansigt (overlæbe, armhuler, bikinilinje og underben) i én arbejdsgang.\* Hvis du bruger apparatet til at behandle både underben og lår, skal du muligvis genoplade apparatet under behandlingen. Dette er normalt. Hvor længe apparatet kan anvendes afhænger af størrelsen af behandlingsområdet og den anvendte lysintensitet.

\*Baseret på den gennemsnitlige behandlingstid for hvert område og den anbefalede intensitet for én bruger.

**Tip: Mange brugere kombinerer behandling af benene med andre aktiviteter i huset som f.eks. at se fjernsyn eller lytte til musik. Du kan også forsøge at gøre oplevelsen mere behagelig og afslappende.**

### Brug af apparatet i bikiniområdet

Se tabellen over anbefalede lysintensiteter i kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten" for at finde ud af, hvilke indstillinger der er velegnede for dit bikiniområde.

I princippet er Philips Lumea Precision Plus sikker og nænsom nok til en behandling af hele bikiniområdet. Kun for SC2008: Anvend en lavere indstilling på mørkere pigmenteret, mere sart hud i bikiniområdet. Anvend ikke apparatet på indre skamlæber, vagina og anus. Mænd, der ønsker at behandle deres kønsdele, må ikke anvende apparatet på pungen.

*Bemærk: Af hygiejniske grunde skal du altid rengøre det tilbehør, du har brugt, før du begynder at behandle et andet kropsområde.*

### Brug af apparatet i armhulerne

Se tabellen over anbefalede lysintensiteter i kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten" for at finde ud af, hvilke indstillinger der er velegnede for dine armhuler:

Sørg for at fjerne alle former for deodorant, parfume, creme eller andre hudplejeprodukter fra dine armhuler før behandlingen.

*Tip: Du opnår optimale resultater på dine armhuler ved at stå foran et spejl, så du kan se det område, der skal behandles, samt indikatoren for "klar til blink". Løft armen, og placer din hånd i nakken for at strække huden i området under armene. På denne måde kan sikkerhedsringen lettere trykkes fast på huden, hvilket gør det lettere at udføre behandlingen.*

*Bemærk: Lyset, der reflekteres, skader ikke dine øjne. Hvis det spredte lys er ubehageligt, skal du lukke øjnene, når du afgiver et blink.*

### Brug af apparatet i ansigtet (overlæbe, hage, bakkenbarter)

Se tabellen over anbefalede lysintensiteter i kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten" for at finde ud af, hvilke indstillinger der er velegnede for dit ansigt (overlæbe, hage, bakkenbarter).

Brug altid kun **ansigtstilbehøret** til behandling af overlæbe, hage og bakkenbarter. Brug aldrig apparatet i nærheden af øjnene eller øjenbrynene. Når du behandler overlæbe, hage eller bakkenbarter, skal du sikre dig, at du ikke udsætter dit ansigt for direkte sollys i 24 timer efter behandlingen. Brug solcreme (SPF 30+) i to uger efter behandlingen, når dit ansigt udsættes for direkte sollys.

*Tip: For at opnå optimale resultater på overlæbe, hage og bakkenbarter skal du stå foran et spejl for tydeligt at kunne se behandlingsområdet og "klar til blink"-indikatoren.*

*Tip: Pga. kæbens kontur kan det være svært at få sikkerhedsringen til at have fuld kontakt med huden og udløse et blink. Sæt tungen mellem tænderne og overlæben, eller fyld kinderne med luft for at gøre det nemmere.*

*Tip: Lyset, der reflekteres, skader ikke dine øjne. Hvis det spredte lys er ubehageligt, skal du lukke øjnene, når du afgiver et blink.*

### Sådan opnås optimale resultater

- Det er normalt, at hårene stadig er synlige efter de første få behandlinger (se kapitlet "Introduktion", afsnittet "Arbejdsprincip" for at få flere oplysninger).
- Hvis du vil fjerne alle hår korrekt og forhindre, at hårfolliklerne bliver aktive igen, skal behandlingerne gentages hver anden uge i de første to måneder. Din hud bør derefter være glat. Læs afsnittet "Vedligeholdelsesfase", hvor du kan finde ud af, hvordan du kan beholde disse resultater.



**Vedligeholdelsesfase**

- Hvis du vil sikre, at din hud forbliver glat, anbefaler vi at gentage behandlingen hver fjerde til sjette uge. Tiden mellem behandlingerne kan variere afhængigt af individuel hårgenvækst og for forskellige kropsdele. Hvis du oplever, at mange hår vokser ud igen mellem behandlingerne, skal du blot afkorte intervallet mellem behandlingerne, men undgå at behandle områderne oftere end hver anden uge. Når du anvender apparatet hyppigere end anbefalet, øger du ikke effektiviteten, men du øger risikoen for hudreaktioner.

**Mulige bivirkninger og hudreaktioner****Almindelige hudreaktioner:**

- Din hud kan vise en let rødmen, og/eller det prikker eller stikker i huden, eller huden føles varm. Denne reaktion er helt uskadelig og forsvinder hurtigt.
- Der kan opstå en hudreaktion svarende til en solskoldning i et kort stykke tid. Hvis den ikke forsvinder inden for 3 dage, anbefaler vi, at du søger læge.
- Tør hud og kløe kan opstå på grund af kombinationen af barbering og lysbehandling. Dette er harmløst og forsvinder inden for nogle få dage. Du kan afkøle området med en ispose eller en våd klud. Hvis tørheden varer ved, kan du påføre en uparfumeret fugtcreme på det behandlede område 24 timer efter behandlingen.

**Sjældne bivirkninger:**

- Forbrændinger; kraftig rødme og hævelse: Disse reaktioner forekommer meget sjældent. De skyldes, at lyset er blevet anvendt ved en lysintensitet, der er for høj til din hudfarve. Hvis disse reaktioner ikke forsvinder inden for 3 dage, anbefaler vi, at du søger læge. Vent med den næste behandling, indtil huden er fuldstændig helet, og sørg for at bruge en lavere lysintensitet.
- Misfarvning af huden: Dette opstår meget sjældent. Misfarvning af huden optræder som en mørkere plet (hyperpigmentering) eller en lysere plet (hypopigmentering) end det omgivende område. Det skyldes, at du har anvendt en lysintensitet, der er for høj til din hudfarve. Hvis misfarvningen ikke forsvinder inden for 2 uger, anbefaler vi, at du søger læge. Undgå at behandle misfarvede områder, indtil misfarvningen er forsvundet, og huden har fået sin normale farve.
- Infektion og betændelse af huden: Dette opstår meget sjældent og kan skyldes, at du har brugt apparatet på sår eller rifter som følge af barbering eller på allerede eksisterende sår eller indgroede hår.
- Kraftig smerte: Dette kan opstå under eller efter behandlingen, hvis du har anvendt apparatet på ubarberet hud eller ved en lysintensitet, der er for høj til din hudfarve, eller hvis du har blinket på samme område mere end en gang eller anvendt apparatet på åbne sår; betændelser; infektioner; tatoveringer; forbrændinger osv. Se kapitlet "Vigtigt", afsnittet "Kontraindikationer" for at få flere oplysninger.

**Efter brug**

- Undgå at anvende parfumeret kosmetik på det behandlede område umiddelbart efter behandlingen.
- Undgå at bruge deodorant umiddelbart efter behandling af armhulerne. Vent, indtil al rødmen på huden er forsvundet helt.
- Se kapitlet "Klargøring", afsnittet "Råd om solbadning" for at få oplysninger om eksponering for sol og kunstig bruning af huden.

## Rengøring og vedligeholdelse

Hvis du vil sikre optimale resultater og lang levetid for apparatet, skal du rense det før og efter hver behandling og om nødvendigt også under behandlingen. Apparatet mister sin effektivitet, hvis du ikke renser det korrekt.

Rengør aldrig apparatet eller nogle af dets dele under vandhanen eller i opvaskemaskinen.

Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

Undgå at ridse lysudgangsvinduet eller metalrammen på indersiden af tilbehøret.

*Bemærk: Kontroller, at kontaktafbryderne på sikkerhedsringen ikke bliver tilstoppet af snavs.*

*Bemærk: Brug ikke apparatet, hvis det ikke længere er muligt at rengøre lysudgangsvinduet eller tilbehørsdelene. For at udskifte dele skal du se kapitlet "Bestilling af tilbehør".*

**1** Sluk for apparatet, tag stikket ud, og lad det køle af.

*Bemærk: Lysudgangsvinduet bliver varmt under brug. Kontroller, at det bliver kølet ned, før du renser det.*

**2** Hvis du vil tage tilbehøret af, skal du placere fingrene i fordybningerne foroven og forneden og trække forsigtigt. Tilbehøret bør være nemt at tage af.

**3** Fugt den bløde klud, der fulgte med apparatet, med nogle få dråber vand, og brug den til at rense følgende dele:




- lysudgangsvinduet
- ydersiden af tilbehørsdelene
- metalrammen på indersiden af tilbehørsdelene
- det rødlige filterglas inde i ansigtstilbehøret

*Bemærk: Hvis vandet ikke renser tilstrækkeligt, skal du bruge nogle få dråber af en opløsning med høj alkoholprocent til at rense de dele, der er nævnt ovenfor.*

*Bemærk: Et snavset lysudgangsvindue og/eller tilbehør kan se ud som vist på dette billede. Sørg for at rense apparatet før og efter hver behandling og om nødvendigt også under behandlingen ifølge anvisningerne i dette afsnit.*

*Tip: Hvis det ikke længere er muligt at rense kanterne på tilbehørsdelene med den vedlagte rensklud, skal du bruge en vatpind i stedet for. Sørg for, at der ikke bliver fnug eller fibre tilbage på tilbehørsdelene eller på lysudgangsvinduet.*

**4** Hvis det er nødvendigt, skal du rense ydersiden af apparatet med den tørre, bløde rensklud, som fulgte med apparatet.



## Opbevaring

- 1 Sluk apparatet, tag stikket ud, og lad det køle af.
- 2 Rens apparatet, inden du lægger apparatet væk.
- 3 Opbevar apparatet på et støvfrit og tørt sted ved en temperatur mellem 0°C og 60°C.

## Miljøhensyn



- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.






- De indbyggede genopladelige batterier indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batterierne, før du kasserer apparatet og afleverer det på en genbrugsstation. Aflever batterierne på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Hvis du ikke kan få batterierne ud, kan du aflevere apparatet til et Philips Kundecenter, som vil sørge for at tage batterierne ud og bortskaffe dem på en miljømæssig forsvarlig måde.

## Udtagning af de genopladelige batterier


De genopladelige batterier skal være fuldstændig afladte, før de tages ud.

- 1 Tag det lille stik ud af apparatet.
- 2 Lad apparatet køre, indtil batterierne er løbet helt tør. Tænd for apparatet, og afgiv blink, indtil du ikke længere kan tænde for apparatet.
- 3 Før en syl eller et andet spidst værktøj ind ved bunddækslet på apparatet, og vip bunddækslet af.
- 4 Løsn de to skruer i bunden af håndtaget med en skruetrækker.







- 5 Fjern bundstykket fra håndtaget, og klip de to ledninger over, som forbinder bundstykket til apparatet.



- 6 Træk batteristikkene ud af batteriterminalerne med en tang med et langt mundstykke.



- 7 Tag de genopladelige batterier ud af apparatet med en tang med et langt mundstykke.



- 8 Afbryd de to ledninger en ad gangen for forebygge uheld på grund af eventuel restspænding.

### Sikkerhed og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller læse i den separate folder "World-Wide Guarantee".

## Tekniske specifikationer

### Model SC2006

Nominal spænding	100 - 240 V
Nominal frekvens	50 - 60 Hz
Nominal indgang	7,5 W
Beskyttelse mod elektrisk stød	Klasse II 
Beskyttelsesklasse	IP 30 (EN 60529)
Driftsforhold	Temperatur: +15°C til +35°C Relativ luftfugtighed: 25 % til 95 %
Opbevaringsbetingelser	Temperatur: 0°C til +60°C Relativ luftfugtighed: 5 - 95 %
Spektrum af kropstilbehør	> 570 nm
Spektrum af ansigtstilbehør	> 600 nm
Spektrum af bikinitilbehør	> 570 nm
Lithiumion-batteri	2 x 3,7 Volt 1500 mAh

## Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for at se en liste over ofte stillede spørgsmål, eller du kan kontakte dit lokale Philips Kundecenter:

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet fungerer ikke.	De genopladelige batterier er brugt op.	Oplad apparatet (se afsnittet "Opladning").
	Apparatet er defekt.	Kontakt dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Apparatet slukker pludseligt.	De genopladelige batterier er brugt op.	Oplad apparatet (se afsnittet "Opladning").
Adapteren bliver varm under opladning.	Dette er normalt.	Der kræves ingen handling.
Opladeindikatoren tændes ikke, når jeg sætter den lille stikprop i stikket på apparatet.	Du har ikke tilsluttet adapteren til stikkontakten.	Sæt den lille stikprop i stikket på apparatet, og tilslut adapteren til stikkontakten.

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Stikkontakten fungerer ikke.	Tiislut et andet apparat til stikkontakten for at kontrollere, om stikkontakten fungerer. Hvis stikkontakten fungerer, men apparatets batterier stadig ikke oplades, skal du kontakte Philips Kundecenter i dit land, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
	Adapteren er ikke tilsluttet stikkontakten korrekt, og/eller den lille stikprop er ikke tilsluttet stikket på apparatet korrekt.	Kontroller, at adapteren er tilsluttet stikkontakten korrekt, og/eller at den lille stikprop er tilsluttet stikket på apparatet korrekt.
	Apparatet er defekt.	Kontakt dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Jeg har tændt apparatet, men jeg kan ikke øge eller mindske lysintensiteten.	Apparatet skal nulstilles.	Hvis du vil nulstille apparatet, skal du slukket apparatet og derefter tænde det igen. Hvis du stadig ikke kan justere lysintensiteten, skal du kontakte dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Indikatoren for "klar til blink" tændes ikke, når jeg placerer apparatet på huden.	Du har ikke placeret tilbehøret med sikkerhedsringen korrekt på huden.	Placer apparatet i en vinkel på 90° på huden, således at alle kontaktafbrydere kommer i berøring med huden. Kontroller derefter, om indikatoren for "klar til blink" er tændt, og tryk på blink-knappen.  Hvis dette ikke fungerer, skal du placere apparatet et sted på kroppen, hvor det er let at skabe fuld hudkontakt, f.eks. på din underarm. Kontroller derefter, om indikatoren for "klar til blink" fungerer. Hvis "klar til blink"-indikatoren stadig ikke tændes, når du placerer apparatet på huden, skal du kontakte det lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
	Sikkerhedsringen er snavset.	Rens sikkerhedsringen omhyggeligt. Hvis du ikke kan rense sikkerhedsringen tilstrækkeligt, skal du kontakte det lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter for at udskifte tilbehøret.
Indikatoren for "klar til blink" tændes ikke, når jeg placerer tilbehøret på huden, men køleblæseren fungerer.	Beskyttelsesfunktionen mod overophedning er blevet aktiveret.	Når beskyttelsen mod overophedning er blevet aktiveret, fungerer blæseren stadig. Undgå at slukke apparatet og lad det køle ned i ca. 15 minutter, før du fortsætter med at bruge det. Hvis "klar til blink"-indikatoren ikke tændes, når du placerer apparatet på huden, skal du kontakte dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Indikatoren for "klar til blink" er grøn, men apparatet afgiver ikke et blink, når jeg trykker på blink-knappen.	Apparatet har brug for at blive nulstillet.	Hvis du vil nulstille apparatet, skal du slukke apparatet og tænde det igen. Hvis "klar til blink"-indikatoren er grøn, men apparatet stadig ikke afgiver et blink, når du trykker på blink-knappen, skal du kontakte dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Apparatet bliver varmt under brug.	Dette er normalt.	Der kræves ingen handling.
Apparatet viser ikke lysintensitet 1, når jeg tænder det.	Apparatet har brug for at blive nulstillet.	Hvis du vil nulstille apparatet, skal du slukke det og tænde det igen. Hvis apparatet stadig ikke viser lysintensitet 1, skal du kontakte dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Apparatet frembringer en mærkelig lugt.	Tilbehøret og/eller filterglasset er snavset.	Rens tilbehøret omhyggeligt. Hvis du ikke kan rense tilbehøret tilstrækkeligt, skal du kontakte det lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter for at udskifte tilbehøret.
	Du har ikke barberet det område, som du vil behandle, tilstrækkeligt.	Hvis der er hår i det område, du vil behandle, kan disse hår blive brændt, når du bruger apparatet. Som følge heraf kan der opstå en mærkelig lugt. Barber omhyggeligt det område, du vil behandle, før du bruger apparatet. Hvis barbering fremkalder hudirritation, skal du klippe hårene så korte som muligt og bruge en behagelig indstilling.
	Du har opbevaret apparatet i støvede omgivelser.	Den mærkelige lugt forsvinder efter nogle få blink.
Huden føles mere følsom end normalt under behandlingen.	Den lysintensitet, du anvender, er for høj.	Kontroller, om du har valgt den rette lysintensitet. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge en lavere lysintensitet.
	Du har ikke barberet de områder, du vil behandle.	Barber de områder, du vil behandle, før du bruger apparatet. Hvis barbering fremkalder hudirritation, skal du klippe hårene så korte som muligt og bruge en behagelig indstilling.
	UV-filteret til lysudgangsvinduet er gået i stykker.	Hvis UV-filteret til lysudgangsvinduet er gået i stykker, skal du undgå at bruge apparatet mere. Kontakt dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
	Apparatet er defekt.	Kontakt dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Jeg oplever en uacceptabel smerte, når jeg bruger apparatet.	Du har ikke barberet de områder, du vil behandle.	Barber de områder, du vil behandle, før du bruger apparatet. Hvis barbering fremkalder hudirritation, skal du klippe hårene så korte som muligt og bruge en behagelig indstilling.

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Du har behandlet et område, som apparatet ikke er beregnet til.	Apparatet må ikke anvendes på indre skamlæber; vagina, anus, brystvorter, areolaer, læber; på indersiden af næseborene og ørerne, ved øjnene og øjenbrynene. Mænd må ikke bruge det i ansigtet eller på pungen.
	Du har anvendt en lysintensitet, som er for høj til dig.	Reducer lysintensiteten til et niveau, der passer dig. Se kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten".
	Lysudgangsvinduet eller det rødlige filterglas på tilbehøret er ødelagt.	Hvis lysudgangsvinduet eller det rødlige filterglas på ansigtstilbehøret er gået i stykker, må apparatet ikke længere anvendes sammen med tilbehøret. Hvis du vil udskifte tilbehøret, kan du besøge din forhandler eller et Philips-servicecenter eller kontakte et Kundecenter.
	Apparatet er ikke egnet til din hudfarve.	Undgå at bruge apparatet, hvis du har meget mørk hud. Undgå også at bruge det, hvis dine kropshår er lysblonde, røde, grå eller hvide.
De behandlede områder bliver røde efter behandlingen.	Et let rødmen er uskadelig og normal og forsvinder hurtigt.	Der kræves ingen handling.
Hudreaktionen efter behandlingen varer længere end normalt.	Du har anvendt en lysintensitet, som er for høj til dig.	Vælg en lavere lysintensitet næste gang. Se kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten".
		Hvis hudreaktionen varer mere end tre dage, skal du kontakte din læge.
Hårfjerningsresultaterne er ikke tilfredsstillende.	Du har anvendt en lysintensitet, som er for lav til dig.	Vælg en højere lysintensitet næste gang.
	Du har ikke lavet tilstrækkelige overlapninger; da du brugte apparatet.	For at opnå et godt resultat af hårfjerningen skal du lave overlapninger; når du bruger apparatet. Se trin 9 i afsnittet "Efterfølgende brug" i kapitlet "Sådan bruges apparatet".
	Anvend ikke apparatet så ofte, som de umiddelbare anbefalinger siger.	For at fjerne alle hår og forhindre hårroden i at blive aktiv igen skal behandlingen gentages hver anden uge i de første to måneder. For at sikre at din hud forbliver glat, anbefaler vi, at du gentager behandlingen hver fjerde til sjette uge. Tiden mellem behandlingerne kan variere alt efter din individuelle nye hårvækst og fra kropsområde til kropsområde. Hvis der vokser for mange hår ud igen mellem behandlingerne, kan du forkorte behandlingsintervallet igen, men undlad at behandle noget område oftere end hver anden uge. Hvis du bruger apparatet oftere, end det anbefales, øger du ikke effektiviteten, men du øger risikoen for hudreaktioner.

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Apparatet er ikke egnet til din hår- og hudfarve.	Undgå at bruge apparatet, hvis din kropsbehandling er lysblond, rød, grå eller hvid. Undgå også at bruge apparatet, hvis du har meget mørk hud.
Hår begynder at gro ud igen nogle steder i det behandlede område.	Du har ikke lavet tilstrækkelige overlapninger, da du brugte apparatet.	For at opnå et godt resultat af hårfjerningen skal du lave overlapninger, når du bruger apparatet. Se trin 9 i afsnittet "Efterfølgende brug" i kapitlet "Sådan bruges apparatet".
	Hår begynder at gro ud igen som en del af den naturlige cyklus for hårvæksten.	Det er normalt. Det er en del af hårvækstens naturlige cyklus, at hårene begynder at vokse ud igen. De hår, der kommer tilbage, er imidlertid ofte blødere og tyndere.

## Sisällysluettelo

Johdanto	58
Edut	58
IPL (Intense Pulsed Light) -tekniikka kotikäyttöön	58
Estää hellävaraisesti mutta tehokkaasti uusien karvojen kasvamisen	58
Hellää hoitoa myös herkillä alueilla	59
Johdoton toiminta takaa täydellisen vapauden	59
Kestävä akku takaa täydellisen vartalon ja kasvojen käsittelyn	59
Ei osien vaihtoa, ei piileviä kustannuksia	59
Miten Philipsin IPL-tekniikka toimii	59
Karvankasvu	59
Toimintaperiaate	59
Yleiskuvaus	60
Tärkeää	60
Vaara	60
Varoitus	61
Laitteen suojaaminen vaurioilta:	61
Varoitus	61
Pidä seuraavat asiat mielessäsi Philips Lumea Precision Plus -laitteen käyttiän takaamista varten:	61
Kenelle Philips Lumea Precision EI sovi?	61
Tilanteet	62
Älä koskaan käytä laitetta, jos olet raskaana tai imetät.	62
Älä koskaan käytä laitetta, jos ihonvärisi ja/tai hiustenvärisi ei sovellu laitteen käyttöön. Esimerkki:	62
Älä koskaan käytä laitetta, jos sinulla on jokin alla luetelluista sairauksista:	62
Älä koskaan käytä laitetta, jos käytät jotain alla luetelluista lääkityksistä:	62
Älä koskaan käytä laitetta seuraavilla alueilla:	63
Älä koskaan käytä laitetta palaneelle tai äskettäin rusketetulle (viimeisen 48 tunnin aikana) tai keinorusketetulle iholle:	63
Sähkömagneettiset kentät (EMF)	63
Lataaminen	63
Käyttöönoton valmistelu	64
Hoitoalueiden valmistelu	64
Valoteton asettaminen	65
Suositellut valotehot (1–5)	65
Tärkeää	66
Rusketusohjeita	66
Käyttö	67
Oikean lisäosan valitseminen	67
Ensimmäinen käyttökerta ja ihotesti	67
Käyttö jatkossa	68
Käsittelyohjeet	70
Keskimääräinen hoitoaika	70
Hoitoalueet	71
Laitteen käyttäminen sääriin	71
Laitteen käyttö bikinialueella	71
Laitteen käyttäminen kainaloihin	72
Käyttö kasvoilla (ylähuuli, leuka, pulisongit)	72

Miten saavutat optimaaliset tulokset	72
Ylläpito	73
Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot	73
Käytön jälkeen	73
Puhdistus ja hoito	74
Säilytys	75
Ympäristöasiaa	75
Akkujen irrottaminen	75
Takuu ja tuki	76
Tekniset tiedot	77
Vianmääritys	77

## Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Karvanpoisto valon avulla on yksi tehokkaimmista keinoista poistaa vartalokarvoitusta pitkäkestoisin tuloksin. Se on täysin erilainen kuin nykyiset kotikäyttöiset karvanpoistomenetelmät, koska se vähentää huomattavasti uusien karvojen kasvua. Philips on tutkinut tätä menetelmää yhdessä johtavien ihotautilääkärien kanssa yli 10 vuotta. Voit nyt hyödyntää tätä innovatiivista tekniikkaa mukavasti oman kotisi rauhassa milloin haluat. Tämä laite on suunniteltu erityisesti naisille, mutta myös miehet voivat käyttää sitä.

Philips Lumea Precision Plus -laitteella voidaan poistaa häiritseviä karvoja koko vartalolta, mukaan lukien kasvot (ylähuuli, leuka ja pulsongit), käyttämällä kolmea erikoissuunniteltua lisäosaa.

Philips Lumea Precision Plus on suunniteltu yhden henkilön käytettäväksi. Lisätietoja Philips Lumea Precision Plus -laitteesta ja käyttöohjevideoita on osoitteessa [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea). Katso uusimmat tiedot sivustostamme säännöllisesti.

## Edut

Laitteen edut

### **IPL (Intense Pulsed Light) -tekniikka kotikäyttöön**

Philips Lumea Precision Plus hyödyntää valopohjaista IPL-tekniikkaa (Intense Pulsed Light). Kauneudenhoidon ammattilaiset ovat käyttäneet IPL-tekniikkaa karvanpoistoon jo 15 vuoden ajan. Philips Lumea Precision Plus mahdollistaa tämän innovatiivisen tekniikan turvallisen ja tehokkaan kotikäytön.

### **Estää hellävaraisesti mutta tehokkaasti uusien karvojen kasvamisen**

Tämä menetelmä estää uusien karvojen kasvamisen pitkäksi aikaa ja jättää ihon silkinsileäksi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että huomattava osa ihokarvoista häviää jo kahden hoitokerran jälkeen. Parhaat tulokset saavutetaan yleensä 4 tai 5 käsittelyn jälkeen. Ihokarvojen määrä vähenee jokaisen hoitokerran jälkeen. Se, miten nopeasti tulokset näkyvät ja kuinka kauan tulokset kestävät, vaihtelee yksilöllisesti. Lisätietoja on osassa Miten saavutat optimaaliset tulokset luvussa Käyttö.

### Hellää hoitoa myös herkillä alueilla

Philips Lumea Precision Plus on kehitetty yhteistyössä johtavien ihotautilääkäreiden kanssa, ja yli 2 000 naista on kokeillut sen soveltuvuutta jopa kaikkein herkimpien ihoalueiden ja kasvojen käsittelyyn hellästi ja tehokkaasti.

### Johdoton toiminta takaa täydellisen vapauden

Koska tämä laite toimii ladattavilla akuilla, se on johdoton, ja sitä voidaan käyttää missä tahansa.

### Kestävä akku takaa täydellisen vartalon ja kasvojen käsittelyn

Täyteen ladattu akku kestäää koko vartalon ja kasvojen (ylähuuli, kainalot, bikinirajat ja sääret) käsittelyn ajan, eikä akkua tarvitse ladata välillä.\*

\*Perustuu jokaisen alueen keskimääräiseen hoitoaikaan ja suositteluihin voimakkuuksiin yhdelle käyttäjälle.

### Ei osien vaihtoa, ei piileviä kustannuksia

Philips Lumea Precision Plus -laitteessa on erittäin tehokas lamppu, jota ei tarvitse vaihtaa. Lamppu kestäää yli 140 000 välähdystä, joten jatkuvassa käytössä sen pitäisi kestäää yli 5 vuotta\*. Sinun ei tarvitse ostaa kalliita vaihtolamppuja.

\*Perustuu jokaisen alueen keskimääräiseen hoitoaikaan ja suositteluihin voimakkuuksiin yhdelle käyttäjälle.

### Miten Philipsin IPL-teknikka toimii

#### Karvankasvu

Karvan kasvunopeus on yksilöllistä ja riippuu iästä, aineenvaihdunnasta ja muista tekijöistä. Kuitenkin kaikkien ihokarvojen kasvussa on kolme vaihetta.

1 Kasvuvaihe (anageenivaihe)

Ihokarvat kasvavat aktiivisesti juuresta. Tässä vaiheessa kertyy eniten melaniinia. Melaniini vaikuttaa ihokarvoituksen pigmenttiin. Melaniinin kertyminen on ratkaisevan tärkeää myös tämän menetelmän tehokkuuden kannalta. Valohoitomenetelmä tepsii ainoastaan ihokarvoihin, jotka ovat anageenivaiheessa.

2 Siirtymävaihe (katageenivaihe)




Ihokarvojen kasvu pysähtyy ja juuri kutistuu ennen kuin karva irtoaa.


3 Lepovaihe (telogeenivaihe)

Vanha karva irtoaa juuresta. Juuri lepää, kunnes biologinen kello käsksee sen taas aktivoitua ja kasvattaa uuden karvan.

#### Toimintaperiaate

- Laite toimii kuumentamalla karvan ja juuren ihon alla. Melaniini ihokarvassa ja sen juuressa imee vapautuneet valopulssit. Mitä tummempi ihokarva on, sitä enemmän se imee valoa. Tämä menetelmä stimuloi ihokarvat siirtymään lepovaiheeseen.
- Hoitojen välillä ihokarvat putoavat, ja uusien karvojen kasvu estyy. Ihokarvojen irtoaminen voi kestäää 1–2 viikkoa.





- Optimaalista karvanpoistoa ei saavuteta yhdellä hoitokerralla, koska ainoastaan anageenivaiheessa olevat ihokarvat reagoivat valohoitoon. Hoidetun alueen ihokarvat ovat yleensä karvankasvuyklin eri vaiheissa hoidon aikana. Kaikkien ihokarvojen käsittelyä varten hoito on toistettava kahden viikon välein muutaman kerran.

Integroitu optinen suodatin varmistaa, että UV-säteet eivät pääse iholle ja takaa että laite on turvallinen iholle.

### Yleiskuvaus (Kuva 5)

- 1 Valoikkuna, jossa on integroitu UV-suodatin
- 2 Lisäosat
  - A. Kasvolisäosa: sopii koko vartalolle mukaan luettuna ylähuuli, leuka ja pulisongit
  - B. Vartalolisäosa: sopii vartalolle kaulan alapuolella
  - C. Bikinirajalisäosa (vain SC2008): sopii bikinirajoille
- 3 Metallinen kehys lisäosan sisällä
- 4 Turvajärjestelmä (turvarengas sekä katkaisimet)
- 5 Välähdyspainike
- 6 Valotehot (1–5)
- 7 ▲ Valotehon lisäpainike
- 8 ▼ Valotehon vähennyspainike
- 9 Latauksen merkkivalo ja lataus vähissä -ilmaisim
- 10 Virtapainike
- 11 Liitin
- 12 Käyttövalmiuden merkkivalo
- 13 Ilma-aukot
- 14 Verkkolaite
- 15 Pieni liitin

### Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempiä tarvetta varten.

### Vaara



- Vesi ja sähkölaitteet eivät sovi yhteen! Tämän takia laitetta ei saa käyttää kosteissa tiloissa (esim. täytetyn kylpyammeen, päällä olevan suihkun tai uima-altaan vieressä).
- Suojaa laite ja verkkolaite kosteudelta.
- Jos laite on rikki, älä koske sen sisäosiin, jotta et saa sähköiskua.
- Älä koskaan työnnä laitteeseen mitään esineitä.

## Varoitus

- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Laitetta ei ole tarkoitettu alle 15-vuotiaiden lasten käyttöön. 15–18-vuotiaat voivat käyttää laitetta vanhempiensa tai huoltajansa suostumuksella ja/tai avustuksella. Aikuiset voivat käyttää laitetta vapaasti.
- Käytä laitteen lataamiseen vain mukana toimitettua latauslaitetta.
- Älä käytä vahingoittunutta laitetta tai verkkolaitetta.
- Latauslaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda latauslaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
- Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
- Älä käytä laitetta, jos valoikkunan UV-suodatin rikkoutuu.
- Älä käytä kasvolisäosaa tai bikinirajalisäosaa (vain SC2008), jos niiden suodatin on rikki.

### Laitteen suojaaminen vaurioilta:

- Varmista, ettei mikään estä ilman vapaata kulkua ilmastointiaukkojen lävitse.
- Älä ravista tai pudota laitetta tai altista sitä koville iskuille.
- Jos viet laitteen erittäin kylmästä ympäristöstä erittäin lämpimään ympäristöön tai päinvastoin, odota noin kolme tuntia ennen kuin käytät laitetta.
- Säilytä laitetta paikassa, jossa se ei pölyynty.
- Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin, kun laitteeseen on kytketty virta. Katkaise laitteen virta aina käytön jälkeen.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai UV-valoon useiksi tunneiksi.
- Älä väläytä valoa muuta pintaa kuin ihoa vasten. Se voi vahingoittaa lisäosia ja/tai valoikkunaa. Väläytä valoa vain, kun laite koskettaa ihoa.

## Varoitus

- Älä koskaan käytä laitetta silmien ympärillä ja lähellä kulmakarvoja, jotta et vaurioita silmiä.
- Käytä laitetta ainoastaan omalle ihotyypillesi sopivilla asetuksilla. Suositeltujen asetusten ylittäminen voi lisätä ihoreaktioita ja sivuvaikutuksia.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan häiritsevien ihokarvojen poistoon poskipäiden alapuolisilta alueilta. Älä käytä laitetta muuhun tarkoitukseen.

### Pitä seuraavat asiat mielessäsi Philips Lumea Precision Plus -laitteen käyttöiän takaamista varten:

- Älä käytä laitetta alle 15 tai yli 35 °C:n lämpötilassa.
- Laitteessa on ylikuumenemissuoja. Jos laite ylikuumenee, se ei enää välähdä. Älä sammuta laitetta, vaan anna sen jäähtyä noin 15 minuuttia ennen kuin jatkat hoitoa.
- Toimita laite aina tarvittaessa tarkastettavaksi tai korjattavaksi Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Ammattitaidottomasti tehty korjaus saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä käytä laitetta tilanteissa, jotka mainitaan kohdassa Tilanteet.

### Kenelle Philips Lumea Precision EI sovi?

Philips Lumea Precision ei sovi kaikille. Jos jokin seuraavista toteutuu kohdallasi, tämä laite **ei** sovi sinulle!

## Tilanteet

### **Älä koskaan käytä laitetta, jos olet raskaana tai imetät.**

### **Älä koskaan käytä laitetta, jos ihonvärisi ja/tai hiustenvärisi ei sovellu laitteen käyttöön. Esimerkki:**

- Jos hoitoalueen ihokarvojesi luonnollinen väri on erittäin vaalea, valkoinen, harmaa tai punainen.
- Jos ihosi tyyppi on VI (ihosi palaa harvoin tai ei koskaan, ja rusketut erittäin tummaksi, ihonvärisi on ruskeanmusta tai tummempi). Tässä tapauksessa voimakkaan punoituksen, ihon palamisen tai värimuutosten kaltaisten ihoreaktioiden riski on korkea käytettäessä Philips Lumea Precision -laitetta. Lisätietoja on luvun Käyttö osassa Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot.

### **Älä koskaan käytä laitetta, jos sinulla on jokin alla luetelluista sairauksista:**

- Jos sinulla on ihosairaus, kuten aktiivinen ihosyöpä, jos sinulla on aikaisemmin ollut ihosyöpä tai muu paikallinen syöpä käsiteltävillä alueilla.
- Jos sinulla on syöpää edeltäviä muutoksia tai useita epätyypillisiä luomia käsiteltävillä alueilla.
- Jos sinulla on aikaisemmin ollut kollageenihäiriöitä, mukaan lukien taipumus keloidia tuottavaan arpeutumiseen tai haavojen heikkoon paranemiseen.
- Jos sinulla on aikaisemmin ollut verenkiertohäiriöitä, kuten suonikohjuja tai vaskulaarinen ektasia käsiteltävillä alueilla.
- Jos ihosi on herkkä valolle ja saat allergista ihottumaa tai allergisia reaktioita.
- Jos sinulla on tulehdus, ihottuma, palovammoja, karvatupen tulehdus, avohaavoja, hiertymiä, yskänrokko, haavoja tai vammoja ja verenpurkauksia käsiteltävillä alueilla.
- Jos käsiteltäville alueille on tehty leikkauksia.
- Jos sinulla valoherkkä epilepsia.
- Jos sinulla on diabetes, lupus erythematodes, porfyria tai kongestiivinen sydänvika.
- Jos sinulla on verenvuotohäiriöitä.
- Jos sinulla on aikaisemmin ollut joku kehon vastustuskykyä heikentävä tauti (mukaan lukien HIV-tartunta tai AIDS).

### **Älä koskaan käytä laitetta, jos käytät jotain alla luetelluista lääkityksistä:**

- Jos ihoasi hoidetaan tai on äskettäin hoidettu AHA-hapoilla (Alpha-Hydroxy Acids), BHA-hapoilla (Beta-Hydroxy Acids), topikaalisella isotretinoinilla ja azelaic-hapolla.
- Jos olet käyttänyt jossain muodossa isotretinoinia Accutanea® tai Roaccutanea® viimeisen kuuden kuukauden aikana. Tämä hoito voi altistaa ihon repeämille, haavoille ja ärtymiselle.
- Jos käytät särkylääkkeitä, jotka heikentävät ihon lämmönsietokykyä.
- Jos nautit valolle herkistäviä valmisteita tai lääkkeitä, tarkista lääkkeen tuoteseloste äläkä käytä laitetta, jos tuoteselosteessa mainitaan, että lääke voi aiheuttaa valoallergisia reaktioita tai valomyrkyllisiä reaktioita tai jos sinun tulee välttää auringonvaloa lääkityksen aikana.
- Jos käytät verenohennuslääkkeitä, mukaan lukien runsaan aspiriinin käyttö silloin, kun kutakin hoitoa ei edellä vähintään yhden viikon puhdistusjakso.
- Jos käytät vastustuskykyä heikentäviä lääkkeitä.

**Älä koskaan käytä laitetta seuraavilla alueilla:**

- silmän ja kulmakarvojen ympäryys
- nännit, nännipihat, pienet häpyhuulet, emätin, peräaukko ja sieraimien ja korvien sisäpuoli
- miehet: kivespussit ja kasvot
- minkään keinotekoisien materiaalin päällä tai lähellä, kuten silikoni-implantit, tahdistimet, ihonalaiset injektiokanavat (insuliiniannostelija) tai lävistykset
- luomet, pisamat, suuriin suonet, alueet, joiden pigmentti on tummempi, arvet tai poikkeavat ihoalueet ilman lääkäriin lupaa (tämä voi aiheuttaa palovammoja sekä värimuutoksia, mikä voi vaikeuttaa ihosairauksien kuten ihosyövän havaitsemista)
- syylät, tatuoinnit tai pysyvää meikki, (tämä voi aiheuttaa palovammoja sekä värimuutoksia, kuten hypopigmentaatio tai hyperpigmentaatio)
- alueet, jossa käytetään pitkäkestoista deodoranttia (voi aiheuttaa ihoreaktioita). Lisätietoja on luvun Käyttö osassa Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot.

**Älä koskaan käytä laitetta palaneelle tai äskettäin rusketetulle (viimeisen 48 tunnin aikana) tai keinorusketetulle iholle:**

- Kaikenlainen rusketus voi vaikuttaa hoidon turvallisuuteen. Tämä koskee niin altistumista luonnolliselle auringonvalolle kuin keinotekoisia rusketusmenetelmiäkin, kuten rusketusvoiteita, -laitteita jne. Jos olet rusketunut tai aiot ruskettaa itseäsi, tutustu luvun Käyttöön otto kohtaa Rusketusohjeita.

*Huomautus: Tämä luettelo ei ole täydellinen. Jos et ole varma, voitko käyttää laitetta, suosittelemme sinua ottamaan yhteyttä lääkäriin.*

**Sähkömagneettiset kentät (EMF)**

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

**Lataaminen**

Lataa akut täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa, ja kun akut ovat tyhjiä. Akkujen lataaminen täyteen kestää noin 1 h 40 min.

Lataa laite, kun latauksen merkkivalo muuttuu oranssiksi käytön aikana.


Oranssi merkkivalo tarkoittaa, että akku on lähes tyhjä.


Täyteen ladattujen akkujen kapasiteetti on vähintään 370 välähdystä valoteholla 5.

Lataa laitteen akku täyteen kolmen tai neljän kuukauden välein, vaikka et käyttäisi laitetta pitkään aikaan.

**Laitteen lataaminen**

- 1** Katkaise laitteesta virta.





- 2** Työnnä pieni liitin laitteeseen ja kytke latauslaite pistorasiaan.
- ▶ Latauksen merkivalon vilkkuminen vihreänä osoittaa, että laite latautuu.
  - ▶ Kun akut on ladattu, latauksen merkivalo palaa vihreänä.

Huomautuksia:

- Verkkolaite ja laite tuntuvat lämpimältä lataamisen aikana. Tämä on normaali.
- Laitetta ei voi käyttää latauksen aikana.
- Laitteessa on akun ylikuumentumisen estotoiminto. Laite ei lataudu, jos huoneen lämpötila on yli 40 °C.

Älä koskaan peitä laitetta tai verkkolaitetta latauksen aikana.

- 3** Irrrota lataamisen jälkeen latauslaite pistorasiasta ja pieni liitin laitteesta.

## Käyttöönoton valmistelu

Saat parhaan tuloksen ja parhaan tehokkuuden, jos valmistelet alueet, joilla aiot käyttää laitetta seuraavalla tavalla.

### Hoitoalueiden valmistelu

- 1** Ajele ihokarvat käsiteltävällä alueella niin kauan kuin uusia ihokarvoja vielä kasvaa.

*Huomautus: Jos viimeksi käytetyssä ihokarvojenpoistomenetelmässä ihokarvat irrotettiin juurineen (esim. epilointi tai vahaus), odota, kunnes ihokarvat ovat selvästi kasvaneet uudelleen, ennen kuin käytät Philips Lumea Precision Plus -laitetta. Älä käytä karvanpoistovoiteita. Ajele karvat.*

**Huomaa, että ajelemattomien tai huonosti ajeltujen alueiden hoidolla on useita haittavaikutuksia:**


- Irtokarvat ja lika voivat liata valoikkunan ja lisäosan. Likaantumisen voi lyhentää laitteen käyttöikä ja alentaa sen tehokkuutta. Lisäksi valoikkunan ja lisäosan palojäljet tai mustat pisteet voivat tehdä hoidosta kivuliasta tai aiheuttaa ihoreaktioita, kuten punoitusta ja värimuutoksia.
- Ihokarvasi voivat palaa ja aiheuttaa epämiellyttävää hajua.

- 2** Puhdista iho ja varmista, että iholla ei ole karvoja, iho on kuiva ja rasvaton (iholla ei saa olla esimerkiksi kosmetiikkatuotteita, kuten deodoranttia, voidetta, hajuvettä, rusketusvoidetta ja aurinkosuojavoidetta).

- 3** Tarkista, onko laitteessa, varsinkin valoikkunassa ja lisäosassa, karvoja, pölyä tai kuituja. Puhdista mahdolliset epäpuhtaudet luvun Puhdistus ja hoito ohjeiden mukaan.

Huomautuksia:

- Jos ihokarvojen ajeleminen aiheuttaa haavoja tai vammoja, iho saattaa olla tavallista herkempi. Tässä tapauksessa valohoito voi joskus tuntua epämiellyttävältä.
- Kun ihokarvat eivät enää kasva uudelleen, mikä on tavallista 4–5 hoitokerran jälkeen, sinun ei enää tarvitse ajella ihokarvoja ennen laitteen käyttämistä.



## Valotehon asettaminen

Philips Lumea Precision Plus on kehitetty kuluttajakäyttöön kotioissa, eikä sen aiheuttamaa kivun tuntemusta siksi voi verrata ammattikäyttöön tarkoitettuihin valopohjaisiin laitteisiin. Philips Lumea Precision Plus -laitteen valoimpulsit ovat hellävaraisempia kuin ammattilaislaitteiden, joten hoito on **miellyttävää** ja **tehokasta**.

Valoteho tulee asettaa itselle sopivaksi ihon värin sekä ihokarvojen värin mukaan.

Seuraava suositeltu valotehoja koskeva taulukko auttaa sinua valitsemaan oikean valotehon.

- 1** Katso seuraavasta taulukosta, mitkä valotehot sopivat parhaiten juuri sinun ihollesi sekä ihokarvojesi värisävyille, jotta voit olla varma, soveltuuko tämä menetelmä sinulle (jos menetelmää ei suositella, taulukkoon on merkitty x).
- 2** Kaikki ihoalueet ja ehkä jopa ihoalueen eri osat voivat vaatia erilaisen valotehon alla olevan suositustaulukon mukaisesti. Menetelmä on tehokkaampi suuremmissä voimakkuuksissa, mutta vähennä valotehoa, jos hoidon aikana tuntuu kipua tai hoito on epämiellyttävää.

*Huomautus: Eri vartaloalueille vaadittava valoteho voi vaihdella eri ihonvärien mukaan. Esimerkiksi alajalkojen iho voi olla tummempi kuin kainaloiden iho auringolle altistumisen seurauksena.*

Tummaihoisten ihmisten iho saattaa ärtyä herkemmin, koska heidän ihonsa imee enemmän valoa. Siksi ihmisille, joilla on tumma iho, suositellaan pienempiä valotehoja.

Valoväläys voi tuntua iholla lämpimältä tai kuumalta, mutta se ei saa tuntua kivuliaalta. Lisätietoja ihoreaktioiden välttämisestä on luvun Käyttö kohdassa Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot.

### Suosittelut valotehot (1–5)

Taulukkoon on merkitty x, jos menetelmää ei suositella.

Ihonväri ja ominaisuudet:	Val-koinen (palaa aina auringossa, ei rusketusta)	Beige (palaa helposti aurin-gossa, heikko rusketus)	Vaalean-ruskea (palaa joskus auringos-sa, hyvä rusketus)	Keskirus-kea (palaa harvoin auringossa, nopea ja hyvä ruske-tus)	Tumman-ruskea (palaa harvoin auringossa, erittäin hyvä rus-keus)	Ruskeanmusta ja tummempi (palaa harvoin tai ei koskaan auringossa, erittäin tumma rusketus)
Ihokarvojen väri:						
tummanvaalea/vaa-leanruskea/ruskea/ tummanruskea/ musta	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
valkoinen/harmaa/ punainen/erittäin vaalea	x	x	x	x	x	x

### Tärkeää

Voit tarkistaa, sopiiko Philips Lumea Precision Plus sinulle, kohdasta Kenelle Philips Lumea Precision ei sovi?

Jos ihosi on altistunut auringonvalolle tai keinotekoiselle rusketusmenetelmälle, ihosi voi olla tummempi kuin edellisellä hoitokerralla. Tarkista yllä olevasta taulukosta ihonvärillesi sopivat asetukset.

### Rusketusohjeita

#### Auringonpaisteelle altistuminen ennen hoitoa

- Jos ihosi on ruskettunut, tee ihotesti (katso luvun Käyttö kohta Ensimmäinen käyttökerta) hoidettavalla alueella, jotta saat selville oikean valotehon. Muuten Philips Lumea Precision Plus -laitteen käyttö voi aiheuttaa ihoreaktioita.
- Käytä laitetta aikaisintaan 48 tuntia auringon ottamisen jälkeen. Auringonotto voi ruskettaa ihoa ja/tai polttaa ihoa.
- Tarkista 48 tunnin kuluttua, onko iholla merkkejä palamisesta. Älä käytä Philips Lumea Precision Plus -laitetta, jos iholla on edelleen merkkejä palamisesta.
- Kun palanut iho on parantunut, tee ihotesti (katso luvun Käyttö kohta Ensimmäinen käyttökerta) hoidettavalla alueella, jotta saat selville oikean valotehon.

#### Auringonpaisteelle altistuminen hoidon jälkeen

- Odota ainakin 24 tuntia hoidon jälkeen, ennen kuin altistat hoitoalueita auringonpaisteelle. Varmista sen jälkeenkin, että hoidetulla iholla ei ole hoidon aiheuttamaa punoitusta, ennen kuin altistat sen auringonvalolle.
- Peitä hoidetut alueet, kun menet auringonpaisteeseen, tai käytä aurinkovoidetta (suojakerroin yli 30) kahden viikon ajan hoidon jälkeen.
- Hoidettujen alueiden altistaminen auringolle heti hoidon jälkeen ilman suojausta voi lisätä haitallisten sivuvaikutusten ja ihoreaktioiden riskiä. Lisätietoja on luvun Käyttö kohdassa Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot.

#### Ruskettaminen keinoalossa

- Seuraa ohjeita kohdissa Auringonpaisteelle altistuminen ennen hoitoa ja Auringonpaisteelle altistuminen hoidon jälkeen.

#### Ruskettaminen voiteilla

- Jos olet käyttänyt rusketusvoidetta, odota, kunnes keino-rusketus on kadonnut kokonaan, ennen kuin käytät Philips Lumea Precision Plus -laitetta.


*Huomautus: Lisätietoja ihoreaktioista on luvun Käyttö kohdassa Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot.*

### Käyttö

Tarkista suositeltujen valotehojen taulukosta luvun Käyttöönotto osasta Valotehon asettaminen valotehot, jotka sopivat parhaiten ihollesi ja iho-alueillesi. Käytä laitetta **hyvin valaistussa** huoneessa, sillä se vähentää välähdyksen havaittavaa kirkkautta. Ajele iho-alueella, jonka aiot käsitellä, ennen laitteen käyttämistä (katso luku Käyttöönoton valmistelu).

**Jos hoito tuntuu sietämättömän kivuliaalta, vähennä valotehoasetusta, kunnes hoito tuntuu taas mukavalta. Jos havaitset punoitusta voimakkaampia ihoreaktioita, lopeta hoito ja lue tämän luvun osa Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot.**


## Oikean lisäosan valitseminen



### - Vartalolisäosa

Vartalolisäosaa voidaan käyttää häiritsevien ihokarvojen hoitoon kaikilla alueilla kaulan alapuolella (katso poikkeukset luvun Tärkeää kohdasta Tilanteet). Vartalolisäosa peittää 4 cm<sup>2</sup> alueen ja on suunniteltu erityisesti suurempien alueiden, kuten jalkojen, hoitoon.


Älä käytä vartalolisäosaa kasvoissa.



### - Kasvolisäosa

Kasvolisäosassa on lisänä integroitu valosuodatin, ja osaa voidaan käyttää erittäin turvallisesti häiritsevien ihokarvojen poistoon ylähuulesta, leuasta ja pulisongeista. Sitä voidaan käyttää myös muiden herkkien tai hankalien ihoalueiden, kuten kainaloiden, käsittelyyn.

Älä koskaan käytä laitetta silmien ympärillä ja lähellä kulmakarvoja.




### - Bikinirajalisäosa (vain SC2008)

Bikinirajalisäosassa on erityisesti bikinialueelle suunniteltu suodatin, ja osa on suunniteltu poistamaan tehokkaasti bikinirajan karkeampia karvoja. Bikinirajalisäosaa voi käyttää myös kainaloiden käsittelyyn.

Älä käytä bikinirajalisäosaa kasvoissa.


## Ensimmäinen käyttökerta ja ihotesti



**1** Valitse käsiteltävälle alueelle sopiva lisäosa.


**2** Valitse alue käsiteltävän alueen läheltä.

*Huomautus: Ennen laitteen käyttöä ylähuuleen, leukaan tai pulisongeihin valitse luometon ja karvaton alue korvan alla ihotestiä varten.*



**3** Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

► Laite käynnistyy aina automaattisesti pienimmällä asetuksella.




**4** Valitse ihotyypillesi suositeltu pienin valoteho ja väläytä valoa yhden kerran (katso väläytysohjeiden vaiheet 6 - 9 tämän luvun osasta Käyttö jatkossa).

**5** Nosta asetusta yksi taso kerrallaan ihotyypillesi suositellulla tehoalueella niin kauan kuin käsittely tuntuu mukavalta eikä tee kipeää. Väläytä valoa yhdellä asetustasolla vain yhden kerran. Väläytä valoa vain yhden kerran yhteen kohtaan.

**6** Odota ihotestin jälkeen 24 tuntia ja tarkista, onko ihosi reagoinut testiin. Jos ihossa näkyy reaktioita, valitse käyttöön suurin asetus, joka ei aiheuttanut reaktiota.

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, on suositeltavaa tehdä ihotesti hoidettavalla alueella, jotta voit tarkistaa, miten ihosi reagoi, ja totuttaa ihosi valopohjaiseen hoitoon.

### Käyttö jatkossa




**1** Puhdista Philips Lumea Precision Plus -laitteen lisäosat, valoikkuna ja lisäosien metallikehykset ennen jokaista käyttökertaa. Lisätietoja on luvussa Puhdistus ja hoito.

**2** Valitse käsiteltävälle alueelle sopiva lisäosa.


**3** Käynnistä laite painamalla käynnistuspainiketta.

*Huomautus: On täysin normaalia, että laite ja lisäosa lämpenevät käytön aikana.*




**4** Aloita jokainen hoitokerta valitsemalla valoteho erittäin tarkasti ihon sen hetkisen herkkyyden ja sen mukaan, miltä hoito tuntuu.

Ihosi voi reagoida eri tavoilla eri päivinä / eri tilanteissa useista eri syistä erityisesti rusketuksen jälkeen. Lisätietoja on tämän luvun kohdassa Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot.




**5** Voit lisätä tehoa painamalla ▲-painiketta. Voit valita alhaisemman valotehon painamalla ▼-painiketta.

► Aina, kun painat painiketta, vastaavan valotehon merkkivalo alkaa vilkkua. Tämä saattaa kestää muutaman sekunnin.




- 6** Aseta laite 90° kulmaan ihoa vasten niin, että lisäosa ja turvarengas koskettavat ihoa.




- 7** Paina turvarengas kiinni ihoon ja paina kevyesti.

*Huomautus: Turvarenkaassa on katkaisimet, jotka muodostavat laitteen turvajärjestelmän. Tämä turvarengas estää tahattomat välähdykset, kun laite ei ole kiinni iholla.*



- Laitteen takaosassa oleva käyttövalmiuden merkkivalo palaa vihreänä, kun turvarenkaan kaikki katkaisimet koskettavat ihoa ja laite on ladattu. Tämä saattaa kestää muutaman sekunnin.

*Vinkki: Venyttä käsiteltävää ihoa käytön helpottamiseksi. Laitetta voi joutua painamaan hieman enemmän sellaisilla alueilla, joissa iho on pehmeämpää, jotta kaikki katkaisimet painuvat laitteen sisään.*



- 8** Väläytä valoa painamalla väläytyspainiketta. Voit tehdä seuraavan väläytyksen kahdella tapaa.




- A Pidä välähdyspainike painettuna. Laitteen valo välähtelee niin kauan kuin turvarengas koskettaa täysin ihoa. Liu'uta laite seuraavalle alueelle heti välähdysten jälkeen. Varmista, että turvarengas on painettuna täysin ihoa vasten.

Liuku ja välähdys -tila on käytännöllinen erityisesti suurempien alueiden, kuten jalkojen, käsittelyssä.

- B Vapauta välähdyspainike jokaisen välähdysten jälkeen. Siirrä seuraavaa välähdystä varten laite aivan edellisen käsittelyalueen viereen. Varmista, että turvarengas on painettuna täysin ihoa vasten.

Siirto ja välähdys -tila takaa esimerkiksi ylähuulen, polvien ja nilkkojen tarkan käsittelyn.



*Huomautus: Laite on valmis uuteen välähdykseen muutaman sekunnin kuluttua, joten siirrä se seuraavalle alueelle heti välähdyksen jälkeen.*

Älä käsittele samaa aluetta useita kertoja saman hoitokerran aikana. Se ei paranna hoidon tehoa, mutta kasvattaa ihoreaktioiden riskiä.

*Huomautus: Laitteesta näkyvä valo on välähdyksen heijastuma iholla ja se on vaaraton silmille. Käytön aikana ei tarvitse käyttää suojalaseja.*

**9** Jotta välttyä käsittelemättömiltä alueilta, varmista aina, että edellinen ja seuraava käsittelyalue ovat jonkin verran limittäin, kun asetat laitteen iholle. Vaikuttava valo kulkeutuu ulos ainoastaan sille tarkoitettusta lähtöikkunasta. Varmista, että välähdykset ovat tarpeeksi lähellä.

**10** Sammuta laite hoidon valmistumisen jälkeen.

**11** Tarkista, onko valoikkunaan ja lisäosaan tarttunut ihoarvoja tai likaa, ja puhdista laite käytön jälkeen. (Katso luku Puhdistus ja hoito).

## Käsittelyohjeet

### Keskimääräinen hoitoaika

Alue	Hoidon kesto noin	Suosittelua lisäosa SC2006
Kainalot	1 minuutti / kainalo	Vartalolisäosa/kasvolisäosa
Bikimirajat	1 minuutti / puoli	Vartalolisäosa/kasvolisäosa
Koko bikinialue	4 minuuttia	Vartalolisäosa/kasvolisäosa
Yhden jalan alaosa	8 minuuttia	Vartalolisäosa
Yksi kokonainen jalka	14 minuuttia	Vartalolisäosa
Ylähuuli/leuka/pulisongit	1 minuutti	Kasvolisäosa

Alue	Hoidon kesto noin	Suosittelua lisäosa SC2008
Kainalot	1 minuutti / kainalo	Vartalolisäosa/bikimirajalisäosa
Bikimirajat	1 minuutti / puoli	Bikimirajalisäosa
Koko bikinialue	4 minuuttia	Bikimirajalisäosa
Yhden jalan alaosa	8 minuuttia	Vartalolisäosa
Yksi kokonainen jalka	14 minuuttia	Vartalolisäosa
Ylähuuli/leuka/pulisongit	1 minuutti	Kasvolisäosa

*Huomautus: Edellä mainitut keskimääräiset hoitoajat on havaittu tutkimuksissa ja testeissä. Yksilölliset hoitoajat voivat vaihdella henkilöiden välillä.*

*Huomautus: Täyteen ladatut akut mahdollistavat vähintään 370 välähdystä valoteholla 5 Laitteen käyttöaika määräytyy hoitoalueen koon ja valitun tehoasetuksen mukaan.*

## Hoitoalueet

Laitte on tarkoitettu häiritsevien ihokarvojen poistoon ylähuulesta, leuasta, pulisongeista, kainaloista, käsivarsista, mahasta, bikinirajoista ja jaloista.

## Laitteen käyttäminen sääriin

Tarkista suositeltujen valotehojen taulukosta luvun Käyttöönotto osasta Valotehon asettaminen valotehot, jotka sopivat parhaiten jaloillesi.

- Voit liikuttaa laitetta ylös ja alas tai poikittain sinulle sopivalla tavalla.

**Huomautus:** Säären ja nilkkojen kaltaiset alueet, joissa luu on lähellä ihoa, ovat herkempiä kuin muut alueet. Jos painat lisäosaa voimakkaasti näitä alueita vasten, iho voi ärtyä tai punoittaa herkemmin. Lisätietoja on tämän luvun kohdassa Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot. Paina lisäosaa ihoa vasten vain niin voimakkaasti, että käyttövalmiuden merkkivalo syttyy.

**Vinkki: Laitte saattaa jättää hoidettuihin ihoalueisiin painaumuksia. Niiden avulla voit asettaa hoidettavat alueet hieman limittäin.**

Täyteen ladattu akku kestää koko vartalon ja kasvojen (ylähuuli, kainalot, bikinirajat ja sääret) käsittelyn ajan\*. Jos hoidat laitteella sääriäsi ja reisiäsi, laite on ehkä ladattava välillä. Tämä on normaalia. Laitteen käyttöaika määräytyy hoitoalueen koon ja valitun tehoasetuksen mukaan.


\*Perustuu jokaisen alueen keskimääräiseen hoitoaikaan ja suositeltuihin voimakkuuksiin yhdelle käyttäjälle.

**Vinkki: Monet käyttäjät hoitavat sääriään muiden toimien ohessa, esimerkiksi katsoessaan televisiota tai kuunnellessaan musiikkia. Se voi tehdä kokemuksesta miellyttävämmän ja rennomman.**

## Laitteen käyttö bikinialueella

Tarkista suositeltujen valotehojen taulukosta luvun Käyttöönotto osasta Valotehon asettaminen valotehot, jotka sopivat parhaiten bikinialueelle. Periaatteessa Philips Lumea Precision Plus on turvallinen ja tarpeeksi hellävarainen koko bikinialueen käsittelyyn. Vain SC2008: käytä bikinialueen käsittelyyn bikinirajalisäosaa. Käytä bikinialueen herkemälle ja tummemmalle alueelle pienempää voimakkuutta. Älä käytä laitetta sisempiin häpyhuuliin, emättimeen ja peräaukkoon. Miehet voivat käyttää laitetta nivusalueella, mutta sitä ei saa käyttää kivespussihin.

**Huomautus: Puhdista aina lisäosa hygieniasystä joka kerta ennen seuraavan vartalonosan hoitoa.**



### Laitteen käyttäminen kainaloihin

Tarkista suositeltujen valotehojen taulukosta luvun Käyttöönotto osasta Valotehon asettaminen valotehot, jotka sopivat parhaiten kainaloihisi. Varmista, että puhdistat deodorantin, hajuveden, vartalovoiteen tai muut ihonhoitotuotteet kainaloista ennen hoitoa.

**Vinkki:** Jotta saat parhaat tulokset kainaloissa, seiso peilin edessä, jotta näet hyvin käsiteltävän alueen ja käyttövalmiuden merkkivalon. Venytä kainalon ihoa nostamalla käsivartesi ylös niskaasi. Näin turvarenkaan painaminen ihoon ja ihon käsittely laitteella on helpompaa.

**Huomaus:** Heijastuva valo ei vahingoita silmiäsi. Jos valo tuntuu epämiellyttävältä, sulje silmäsi välähdyksen ajaksi.

### Käyttö kasvoilla (ylähuuli, leuka, pulisongit)

Tarkista suositeltujen valotehojen taulukosta luvun Käyttöönotto osasta Valotehon asettaminen valotehot, jotka sopivat parhaiten kasvoillesi (ylähuuli, leuka, pulisongit).

Käytä aina vain **kasvolisäosaa** ylähuulen, leuan ja pulisongien käsittelyyn. Älä koskaan käytä laitetta silmien ympärillä ja lähellä kulmakarvoja. Kun käsittelet ylähuulta, leukaa tai pulisongia, varmista että et altista kasvojasi suoralle auringonvalolle 24 tuntiin. Käytä aurinkovoidetta (suojakerroin yli 30) kaksi viikkoa hoidon jälkeen, kun kasvosi altistuvat suoralle auringonvalolle.

**Vinkki:** Jotta saisit parhaat tulokset ylähuulen, leuan ja pulisongien alueella, seiso peilin edessä, jotta näet hyvin käsiteltävän alueen ja käyttövalmiuden merkkivalon.

**Vinkki:** Leuan muotojen vuoksi turvarenkaan painaminen täysin kiinni ihoon ja laitteen käyttäminen voi olla vaikeaa. Aseta kielesi hampaiden ylähuulesi väliin tai pullista poskiasi hoidon helpottamista varten.

**Vinkki:** Heijastuva valo ei vahingoita silmiäsi. Jos valo tuntuu epämiellyttävältä, sulje silmäsi välähdyksen ajaksi.

### Miten saavutat optimaaliset tulokset

- On normaalia, että ensimmäisten hoitokertojen jälkeen näkyy vielä ihokarvoja. Lisätietoja on luvun Johdanto kohdassa Toimintaperiaate.
- Jotta kaikki ihokarvat saadaan poistettua ja ihokarvan juuri ei aktivoituu uudelleen, hoito on toistettava ensimmäisten kahden kuukauden aikana kahden viikon välein. Ihon pitäisi olla sen jälkeen sileä ja karvaton. Lue osasta Ylläpito, miten voit ylläpitää hoitotulosta.



### Ylläpito

- Jotta ihosi pysyy sileänä, suosittelemme toistamaan hoidon 4 - 8 viikon välein. Hoitoväli voi vaihdella ihokarvojesi kasvunopeuden mukaan ja myös eri ihoalueiden mukaan. Jos ihokarvat kasvavat liian nopeasti takaisin, lyhennä hoitoväliä uudelleen, mutta älä käsittele mitään ihoaluetta useammin kuin kerran kahdessa viikossa. Laitteen käyttöä suositusta useammin ei lisää tehoa, mutta lisää ihoärsytyksen riskiä.

### Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot

#### Yleiset ihoreaktiot:

- Ihosi voi punoittaa ja/tai pistellä jonkin verran tai tuntua lämpimältä. Tämä reaktio on vaaraton ja katoaa nopeasti.
- Auringon polttamaa vastaava ihoreaktio saattaa viipyä käsitellyllä iholla hetken hoidon jälkeen. Jos se ei häviä kolmessa vuorokaudessa, ota yhteys lääkäriin.
- Ihokarvojen ajelemisen ja valohoidon yhdistelmä saattaa aiheuttaa ihon kuivumista ja kutinaa. Se on vaaraton ja häviää muutamassa päivässä. Aluetta voi viilentää jääpakkauksella tai kostealla pyyhkeellä. Jos iho on edelleen kuiva, levitä hoitoalueelle hajustamatonta kosteusvoidetta vuorokausi hoidon jälkeen.

#### Harvinaiset sivuvaikutukset:

- Palovammat, voimakas punoitus ja turvotus: Näitä reaktioita esiintyy erittäin harvoin. Ne aiheuttaa ihonvärille liian voimakkaan valotehon käyttäminen. Jos reaktiot eivät häviä kolmessa vuorokaudessa, ota yhteys lääkäriin. Odota ennen seuraavaa hoitokertaa, että iho on kokonaan parantunut ja käytä sitten pienempää valotehoa.
- Ihon värimuutokset: Tätä tapahtuu erittäin harvoin. Ihossa on joko tummempi alue (hyperpigmentaatio) tai vaaleampi alue (hypopigmentaatio). Tämä johtuu ihonvärille liian voimakkaasta valotehosta. Jos värimuutos ei häviä kahden viikon kuluessa, ota yhteys lääkäriin. Älä hoida värimuutosalueita, ennen kuin ihon normaali väri on palannut.
- Ihoinfektio ja tulehdus: Tätä tapahtuu erittäin harvoin. Sen voi aiheuttaa laitteen käyttäminen alueella, jossa on haavoja esimerkiksi ihokarvojen ajelun vuoksi tai sisäänpäin kasvaneita ihokarvoja.
- Voimakas kipu: Tätä voi ilmetä hoidon aikana tai jälkeen, jos laitetta on käytetty ihoon, josta ei ole ajeltu ihokarvoja, jos laitetta käytetään valoteholla, joka on liian suuri ihonvärille, jos valoa väläytetään samaan kohtaan ihoa useammin kuin kerran tai jos laitteella hoidetaan ihoa, jossa on haavoja, tulehduksia, tatuointeja, palovammoja tms. Lisätietoja on luvun Tärkeää kohdassa Tilanteet.

#### Käytön jälkeen

- Älä levitä hajustettuja kosmetiikkatuotteita hoidetuille alueille heti hoidon jälkeen.
- Älä käytä deodoranttia heti kainaloiden hoidon jälkeen. Odota, että punoitus on hävinnyt kokonaan.
- Lisätietoja auringon ottamisesta ja rusketusvoiteista on luvun Käyttöönoton valmistelu kohdassa Rusketusohjeita.

## Puhdistus ja hoito



Puhdista laite ennen jokaista käyttökertaa ja aina sen jälkeen ja mahdollisesti myös käytön aikana. Näin saat parhaat tulokset ja laitteesi kestää pitkään. Laitteen teho alenee, jos sitä ei puhdisteta kunnolla.

Älä koskaan puhdista laitetta tai sen osia vesihanalla tai tiskikoneessa.

Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).


Älä naarmuta valoikkunaa tai metallikehystä lisäosien sisällä.

*Huomautus:* Varmista, että turvarenkaan katkaisimet eivät jumiuudu kertyvän lian takia.

*Huomautus:* Lopeta laitteen käyttö, jos valoikkunaa tai lisäosia ei voi enää puhdistaa. Lisätietoja varaosista on luvussa Tarvikkeiden tilaaminen.

- 1** Katkaise laitteesta virta, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.

*Huomautus:* Valoikkuna kuumenee käytön aikana. Varmista, että se on jäähtynyt, ennen kuin puhdistat sen.




- 2** Irrota lisäosa tarttumalla sen ylä- ja alalaidassa oleviin syvennyksiin ja vetämällä kevyesti. Lisäosan pitäisi irrota helposti.

- 3** Kostuta laitteen mukana toimitettu pehmeä liina muutamalla vesipisaralla ja puhdista seuraavat osat:

- valoikkuna
- lisäosien ulkopinta
- metallinen kehys lisäosien sisällä
- punertava suodatinlasi kasvolisäosan sisällä


*Huomautus:* Jos laite ei puhdistu vedellä, puhdista edellä mainitut osat muutamalla pisaralla vahvaa alkoholia.

*Huomautus:* Likaantunut valoikkuna ja/tai lisäosa voi näyttää tähtä. Puhdista laite aina ennen käyttöä sekä sen jälkeen ja tarpeen vaatiessa myös käytön aikana tämän osan ohjeiden mukaisesti.



*Vinkki:* Jos lisäosien reunoja ei voi enää puhdistaa mukana toimitettavalla puhdistusliinalla, käytä puhdistukseen vanupuikkoa. Varmista, että lisäosiin tai valoikkunaan ei jää nöyhtää tai kuituja.

- 4** Puhdista tarpeen vaatiessa laitteen ulkokuori laitteen mukana toimitetulla kuivalla, pehmeällä liinalla.



## Säilytys

- 1 Katkaise laitteesta virta, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
- 2 Puhdista laite ennen kuin varastoit sen.
- 3 Säilytä laitetta pölyttömässä ja kuivassa paikassa 0–60 °C:een lämpötilassa.

## Ympäristöasiaa



- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.





- Kiinteissä akuissa on saastuttavia aineita. Poista akut aina ennen laitteen hävittämistä ja vie laite valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Hävitä akut valtuutetussa akkujen kierrätyspisteessä. Jos akkujen poistaminen on hankalaa, voit viedä laitteen Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen henkilökunta poistaa akut ja hävittää ne ympäristöystävällisellä tavalla.


## Akkujen irrottaminen

Poista akut vasta kun ne ovat täysin tyhjä.


- 1 Irrota laite latauslaitteesta.
- 2 Pidä laite käynnissä, kunnes akut tyhjentyvät kokonaan. Käynnistä laite ja väläytä valoa, kunnes laite ei enää käynnisty.
- 3 Hivuta laitteen alaosa irti rungosta teräväkärkisellä työkalulla.




- 4 Avaa ruuvimeisselillä kaksi ruuvia kahvan pohjasta.




- 5 Poista kahvan alaosa ja katkaise kaksi johtoa, jotka yhdistävät alaosan laitteeseen.



- 6 Irrota akkujen liittimet akkujen pitkillä pihdeillä.



- 7 Vedä ladattavat akut laitteesta pitkillä pihdeillä.



- 8 Katkaise johdot yksi kerrallaan, jottei mahdollinen lataus aiheuta vahinkoja.

### Takuu ja tuki

Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.

## Tekniset tiedot

## Malli SC2006

Nimellisjännite	100–240 V
Nimellistaajuus	50–60 Hz
Nimellisteho	7,5 W
Suojaus sähköiskuja vastaan	II-luokka 
Suojaluokitus	IP 30 (EN 60529)
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: +15–+35 °C Suhteellinen kosteus: 25–95 %
Säilytysolosuhteet	Lämpötila: 0–+60 °C Suhteellinen kosteus: 5–95 %
Vartalolisäosan spektri	> 570 nm
Kasvolisäosan spektri	> 600 nm
Bikiniirajalisäosan spektri	> 570 nm
Litiumioniakku	2 x 3,7 V, 1 500 mAh

## Vianmääritys

Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellei löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin tai ota yhteys oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi.	Akut ovat tyhjä. Laite on viallinen.	Lataa laite (katso kohta Lataaminen). Ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Laite sammuu yhtäkkiä.	Akut ovat tyhjä.	Lataa laite (katso kohta Lataaminen).
Latauslaite kuumenee latauksen aikana.	Tämä on normaalia.	Toimenpiteitä ei vaadita.
Latauksen merkkivalo ei syty, kun laitän pienen liittimen paikoilleen laitteeseen.	Et ole kytkenyt latauslaitetta pistorasiaan.	Työnnä pieni liitin laitteeseen ja kytke latauslaite pistorasiaan.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Pistorasiaan ei tule virtaa.	Liitä jokin toinen laite pistorasiaan ja tarkista, että pistorasia toimii. Jos pistorasiaan tulee virtaa, mutta laite ei silti lataudu, ota yhteys maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen, Philips-jälleenmyyjään tai Philipsin huoltoliikkeeseen.
	Latauslaite ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa ja/tai pieni liitin ei ole kunnolla kiinni laitteessa.	Varmista, että latauslaite on kunnolla kiinni pistorasiassa ja/tai että pieni liitin on kunnolla kiinni laitteessa.
	Laite on viallinen.	Ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Laitteeseen on kytketty virta, mutta en pysty lisäämään tai vähentämään valotehoa.	Laite täytyy nollata.	Nollaa laite sammuttamalla se ja kytkemällä siihen uudelleen virta. Jos et vieläkään pysty säätämään valotehoa, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philips valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Käyttövalmiuden merkkivalo ei syty, kun laitteen asetan iholle.	Et ole asettanut lisäosaa ja turvarengasta kunnolla kiinni ihoon.	Aseta laite 90° kulmaan ihoa vasten niin, että kaikki katkaisimet koskettavat ihoa. Tarkista seuraavaksi, palaako käyttövalmiuden merkkivalo ja paina välähyspainiketta.
		Jos tämä ei toimi, aseta laite sellaiseen kohtaan vartaloa, jossa laite koskettaa ihoa kaikista kohdista, esimerkiksi käsivarteen. Tarkista uudelleen, palaako käyttövalmiuden merkkivalo. Jos käyttövalmiuden merkkivalo ei vieläkään syty, kun asetat laitteen iholle, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philips valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
	Turvarengas on likainen.	Puhdista turvarengas huolellisesti. Jos et pysty puhdistamaan turvarengasta kunnolla, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen lisäosan vaihtamista varten.
Käyttövalmiuden merkkivalo ei syty, kun lisäosa asetetaan iholle, mutta tuuletin toimii.	Ylikuumenemissuoja on aktivoitunut.	Kun ylikuumenemissuoja aktivoituu, tuuletin toimii edelleen. Älä sammuta laitetta, vaan anna sen jäähtyä noin 15 minuuttia ennen kuin jatkat sen käyttämistä. Jos käyttövalmiuden merkkivalo ei vieläkään syty, kun asetat laitteen iholle, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philips valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Käyttövalmiuden merkkivalo on vihreä, mutta laite ei välähdä, kun painan välähdyspainiketta.	Laite täytyy nollata.	Nollaa laite sammuttamalla se ja kytkemällä se uudestaan päälle. Jos käyttövalmiuden merkkivalo on vihreä, mutta laite ei vielääkään välähdä, kun painat välähdyspainiketta, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Laite lämpenee käytettäessä.	Tämä on normaalia.	Toimenpiteitä ei vaadita.
Laite ei näytä valotehoa 1, kun siihen kytketään virta.	Laite täytyy nollata.	Nollaa laite sammuttamalla se ja kytkemällä siihen uudelleen virta. Jos valotehon 1 valo ei vielääkään pala, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Laitteesta tulee epätavallista hajua.	Lisäosa ja/tai suodatinlasi on likainen.	Puhdista lisäosa huolellisesti. Jos et pysty puhdistamaan lisäosaa kunnolla, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen lisäosan vaihtamista varten.
	Et ole ajellut käsiteltävän alueen ihokarvoja kunnolla.	Jos käsiteltävällä alueella on ihokarvoja, ne voivat palaa, kun käytät laitetta. Tästä syystä laitteesta tulee epätavallista hajua. Ajele käsiteltävän alueen ihokarvat kunnolla ennen laitteen käyttämistä. Jos karvojen ajelu ärsyttää ihoa, leikkaa karvat mahdollisimman lyhyiksi ja käytä sopivaa tehoasetusta.
	Olet varastoinut laitteen pölyiseen ympäristöön.	Epätavallinen haju katoaa muutaman välähdyksen jälkeen.
Iho tuntuu hoidon aikana normaalia herkemältä.	Käytetty valoteho on liian suuri.	Tarkista, oletko valinnut oikean valotehon. Valitse tarvittaessa alhaisempi valoteho.
	Et ole ajellut käsiteltävän alueen ihokarvoja.	Ajele käsiteltävän alueen ihokarvat ennen laitteen käyttämistä. Jos karvojen ajelu ärsyttää ihoa, leikkaa karvat mahdollisimman lyhyiksi ja käytä sopivaa tehoasetusta.
	Valoikkunan UV-suodatin on rikki.	Jos valoikkunan UV-suodatin on rikki, älä käytä laitetta enää. Ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
	Laite on viallinen.	Ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Laitteen käyttäminen on liian kivuliasta.	Et ole ajellut käsiteltävän alueen ihokarvoja.	Ajele käsiteltävän alueen ihokarvat ennen laitteen käyttämistä. Jos karvojen ajelu ärsyttää ihoa, leikkaa karvat mahdollisimman lyhyiksi ja käytä sopivaa tehoasetusta.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Olet käsitellyt aluetta, jonka käsittelemiseen laitetta ei ole tarkoitettu.	Laitetta ei saa käyttää seuraaville alueille: sisemmät häpyhuulet, emätin, peräaukko, nännit, nännipihat, huulet, sieraimien ja korvien sisäpuoli, silmien ja kulmakarvojen alue. Miehet eivät saa käyttää laitetta kasvoihin tai kivespusseihin.
	Olet käyttänyt liian suurta valotehoa.	Pienennä valotehoa niin, että laitteen käyttäminen tuntuu mukavalta. Katso luku Käyttöönotto ja luku Valotehon asettaminen.
	Valoikkuna tai lisäosan punertava suodatinlasi on rikki.	Jos valoikkuna tai kasvolisäosan punertava suodatinlasi on rikki, älä käytä laitetta lisäosan kanssa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, Philipsin asiakaspalveluun tai kuluttajapalvelukeskukseen lisäosan vaihtoa varten.
	Laitte ei sovi ihosi värille.	Älä käytä laitetta, jos ihosi värisävy on erittäin tumma. Älä myöskään käytä laitetta, jos ihokarvasi ovat erittäin vaaleita, punaisia, harmaita tai valkoisia.
Käsitellyt alueet punoittavat käsittelyn jälkeen.	Kevyt punoitus ei ole vaarallista, vaan normaalia ja häviää nopeasti.	Toimenpiteitä ei vaadita.
Ihoreaktio hoidon jälkeen kestää normaalia pidempään.	Olet käyttänyt liian suurta valotehoa.	Valitse seuraavalla kerralla alhaisempi valoteho. Katso luku Käyttöönotto ja luku Valotehon asettaminen.
		Jos ihoreaktio kestää yli 3 päivää, ota yhteyttä lääkäriin.
Ihokarvojen poistotulos ei ole tyydyttävä.	Olet käyttänyt liian pientä valotehoa.	Valitse seuraavalla kerralla voimakkaampi valoteho.
	Käsiteltävät alueet eivät olleet tarpeeksi limittäin laitteen käytön aikana.	Jotta saavutat toivotut vaikutukset, käsiteltävien alueiden tulee olla osittain limittäin. Katso luvun Laitteen käyttö osan Käyttö jatkossa vaihe 9.
	Et käytä laitetta tarpeeksi usein.	Jotta kaikki ihokarvat saadaan poistettua ja ihokarvan juuri ei aktivoitu uudelleen, hoito on toistettava ensimmäisten kahden kuukauden aikana kahden viikon välein. Jotta ihosi pysy sileänä, suosittelemme toistamaan hoidon 4 - 6 viikon välein. Hoitoväli voi vaihdella ihokarvojesi kasvunopeuden mukaan ja myös eri ihoalueiden mukaan. Jos ihokarvat kasvavat liian nopeasti takaisin, lyhennä hoitoväliä uudelleen, mutta älä käsittele mitään ihoaluetta useammin kuin kerran kahdessa viikossa. Laitteen käyttö suositusta useammin ei lisää tehoa, mutta lisää ihoärsytyksen riskiä.
	Laitte ei sovi ihosi värille tai ihokarvojesi värille.	Älä käytä laitetta, jos ihokarvasi ovat erittäin vaaleita, punaisia, harmaita tai valkoisia. Älä myöskään käytä laitetta, jos ihosi värisävy on erittäin tumma.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ihokarvat alkavat kasvaa uudelleen käsiteltyjen alueiden joissain kohdissa.	Käsiteltävät alueet eivät olleet tarpeeksi limittäin laitteen käytön aikana.	Jotta saavutat toivotut vaikutukset, käsiteltävien alueiden tulee olla osittain limittäin. Katso luvun Laitteen käyttö osan Käyttö jatkossa vaihe 9.
	Ihokarvat alkavat kasvaa uudelleen normaalin karvankasvusyklin mukaisesti.	Tämä on normaalia. Se, että ihokarvat alkavat kasvaa uudelleen, on osa normaalia karvankasvusykliä. Uudelleen kasvavat ihokarvat ovat kuitenkin yleensä pehmeämpiä ja ohuempia.

## Innholdsfortegnelse

Innledning	83
Fordeler	83
IPL-teknologi (Intense Pulsed Light) for hjemmebruk	83
Hindrer effektivt gjenvekst av hår – for å gi glatt hud hver dag	83
Skånsom behandling, selv på sensitive kroppsområder	84
Trådløs betjening for maksimal bevegelsesfrihet og fleksibilitet	84
Lang batterivarighet for fullstendig behandling av kropp og ansikt	84
Ingen reservedeler trengs, ingen skjulte kostnader	84
Slik fungerer Philips' IPL-teknologi (Intense Pulsed Light)	84
Hårvekst	84
Slik fungerer det	84
Generell beskrivelse	85
Viktig	85
Fare	85
Advarsel	86
Slik unngår du skade	86
Forsiktig	86
Vær oppmerksom på følgende for å unngå å forkorte levetiden til Philips Lumea Precision Plus:	86
Hvem er Philips Lumea Precision Plus IKKE egnet for?	87
Kontraindikasjoner	87
Bruk aldri apparatet hvis du er gravid eller ammer:	87
Bruk aldri apparatet hvis du har uegnet hud- og eller hårfarge, dvs.:	87
Bruk aldri apparatet hvis du lider av noen av sykdommene som er nevnt nedenfor, dvs.:	87
Bruk aldri apparatet hvis du bruker noen av medikamentene som er nevnt nedenfor, dvs.:	87
Bruk aldri apparatet på følgende områder:	88
Bruk aldri apparatet på solbrent, nylig brunet (siste 48 timer) eller kunstig brunet hud:	88
Elektromagnetiske felt (EMF)	88
Lading	88
Før bruk	89
Klargjøre behandlingsområder	89
Stille inn lysintensiteten	90
Anbefalte lysintensiteter (1-5)	91
Viktig	91
Råd for soling	91
Bruke apparatet	92
Velge riktig tilbehør	92
Første gangs bruk og hudtest	93
Videre bruk	93
Retningslinjer for behandling	96
Gjennomsnittlig behandlingstid	96
Beregnete områder til behandling	96
Bruke apparatet på bena	96
Bruke apparatet ved bikinilinen	97
Bruke apparatet på underarmene	97
Bruke apparatet på ansiktet (overleppen, haken og kinnskjegget)	98
Slik oppnår du optimale resultater	98

Vedlikeholdsfasen	98
Mulige bieffekter og hudreaksjoner	99
Etter bruk	99
Rengjøring og vedlikehold	100
Oppbevaring	101
Miljø	101
Fjerne de oppladbare batteriene	101
Garanti og støtte	102
Tekniske spesifikasjoner	103
Feilsøking	103

## Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr; hvis du registrerer produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Lysbasert hårfjerning er en av de mest effektive metodene for å behandle uønsket hår og oppnå langvarige resultater: Den skiller seg fra nåværende hjemmemetoder for hårfjerning fordi den i betydelig grad hindrer gjenvest av hår: Philips har utviklet denne metoden sammen med ledende hudspesialister i mer enn 10 år: Nå kan du bruke denne nyskapende teknologien i behagelige, private omgivelser hjemme hos deg selv – når og hvor du vil.

Dette apparatet er spesielt utformet og optimalisert for bruk av kvinner; men kan også brukes av menn.

Philips Lumea Precision Plus gjør at du kan behandle uønsket hår over hele kroppen, inkludert ansiktet (overleppen, haken og kinnskjeget), med tre skreddersydde tilbehør:

Philips Lumea Precision Plus er kun beregnet på å brukes av én person.

Hvis du vil ha mer informasjon om Philips Lumea Precision Plus og filmer om hvordan du bruker Lumea, kan du se [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea). Ta en titt hjemmesiden regelmessig for å få med deg oppdateringer.

## Fordeler

Dette apparatet har følgende fordeler:

### **IPL-teknologi (Intense Pulsed Light) for hjemmebruk**

Philips Lumea Precision Plus bruker en lysbasert teknologi kalt Intense Pulsed Light (IPL). IPL brukes også innen det profesjonelle skjønnhetsmarkedet for hårfjerning og har vært i bruk de siste femten årene. Philips Lumea Precision Plus gir deg nå denne nyskapende teknologien for trygg og effektiv bruk hjemme.

### **Hindrer effektivt gjenvest av hår – for å gi glatt hud hver dag**

Denne metoden gir deg langvarig gjenvestkontroll og silkeglatt hud. Undersøkelser viser en betydelig reduksjon i hårveksten allerede etter to behandlinger. Optimale resultater ble oppnådd etter fire til fem behandlinger. Det er en synlig reduksjon i hårtetthet fra behandling til behandling. Hvor raskt virkningen blir synlig, og hvor lenge resultatet varer, varierer fra person til person. Du finner mer informasjon i delen Slik oppnår du optimale resultater i avsnittet Bruke apparatet.

**Skånsom behandling, selv på sensitive kroppsområder**

Philips Lumea Precision Plus er utviklet i tett samarbeid med ledende hudspesialister og er testet av over 2000 kvinner for å gi en effektiv og skånsom behandling, selv på de mest sensitive kroppsområdene og i ansiktet.

**Trådløs betjening for maksimal bevegelsesfrihet og fleksibilitet**

Fordi apparatet bruker oppladbare batterier, er det bærbart og kan brukes hvor som helst.

**Lang batterivarighet for fullstendig behandling av kropp og ansikt**


Et fulladet batteri gir en fullstendig behandling av kropp og ansikt (overleppe, armhulene, bikinilinjene og leggene) på én gang, uten avbrudd for opplading.\*

\*Basert på de gjennomsnittlige behandlingstidene for hvert område og de anbefalte intensitetene for én bruker.

**Ingen reservedeler trengs, ingen skjulte kostnader**

Philips Lumea Precision Plus er utstyrt med en kraftig lampe som det ikke er nødvendig å skifte ut. Denne lampen kan produsere mer enn 140 000 lysblink og bør kunne gjøre deg i stand til å vedlikeholde resultatene i over 5 år\*, samtidig som du sparer penger på å skifte ut dyre lamper.

\*Basert på de gjennomsnittlige behandlingstidene for hvert område og de anbefalte intensitetene for én bruker.

**Slik fungerer Philips' IPL-teknologi (Intense Pulsed Light)****Hårvekst**

Hårvekst varierer fra person til person, avhengig av alder, stoffskifte og andre faktorer, men alle hår vokser vanligvis i tre faser:

**1 Vekstfase (anagen fase)**


Håret vokser aktivt fra roten. I denne fasen er konsentrasjonen av melanin høyest. Melanin sørger for pigmentering av håret. Konsentrasjonen av melanin er også den avgjørende faktoren for effekten til denne metoden. Bare hår i vekstfasen er mottakelig for behandling med lys.

**2 Nedbrytningsfase (katagen fase)**


Hårveksten stopper, og roten krymper, før håret faller av.


**3 Hvilefase (telogen fase)**

Det gamle håret løsner fra hårsekken og faller av. Hårsekken forblir i hvilefasen til den biologiske klokken gir den beskjed om å bli aktiv igjen og produsere et nytt hår.

**Slik fungerer det**

- Apparatet fjerner hår ved å varme opp håret og roten under huden. Melaninet i håret og hårroten absorberer lyspulsene som avgis. Jo mørkere hårfargen er, jo mer lys kan absorberes. Denne prosessen stimulerer håret til å gå inn i hvilefasen.
- Mellom behandlingene faller hår av naturlig, og gjenvekst hemmes. Det kan ta én eller to uker før hår faller av.





- Optimal hårfjerning ikke kan oppnås med én økt, ettersom bare hår i vekstfasen er mottakelig for behandling med lys. Under en behandling er hår på det behandlede området som regel i forskjellige faser av hårvekstsyklusen. For effektiv behandling av alle hårene må du gjenta behandlingen annenhver uke en stund.

Et innebygd optisk filter sørger for at det ikke kommer UV-lys på huden, og garanterer at apparatet er sikkert for huden.

### Generell beskrivelse (fig. 5)

- 1 Utgangsvindu for lys med integrert UV-filter
- 2 Tilbehør
  - A. Presisjonstilbehør: passer for alle kroppsområder, inkludert overleppen, haken og kinnskjegget
  - B. Kroppstilbehør: passer for alle kroppsområder under halsen
  - C. Bikinilinetilbehør (kun SC2008): passer for bikinilinjene
- 3 Metallramme på innsiden av tilbehøret
- 4 Sikkerhetslås (sikkerhetsring med kontaktbrytere)
- 5 Knapp for lysblink
- 6 Intensitetslamper (1–5)
- 7 ▲Knapp for intensitetsøkning
- 8 ▼Knapp for intensitetsreduksjon
- 9 Ladelampe og indikator for lavt batterinivå
- 10 Av/på-knapp
- 11 Uttak for apparat
- 12 Lys for Klar til lysblink
- 13 Luftventiler
- 14 Adapter
- 15 Liten kontakt

### Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

### Fare



- Vann og elektrisitet er en farlig kombinasjon. Ikke bruk apparatet i fuktige omgivelser (f.eks. i nærheten av et fylt badekar, en rennende dusj eller et svømmebasseng).
- Sørg for å holde både apparatet og adapteren tørre.
- Hvis apparatet er ødelagt, må du ikke berøre noen indre deler – det kan gi deg støt.
- Stikk aldri noen gjenstand inn i apparatet.

## Advarsel

- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Apparatet er ikke ment for bruk av barn som er yngre enn 15 år. Tenåringene mellom 15 og 18 år kan bruke apparatet med tillatelse og/eller hjelp fra foreldre eller foresatte. Voksne fra 18 år og oppover kan bruke apparatet fritt.
- Lad kun opp apparatet med adapteren som følger med.
- Ikke bruk apparatet eller adapteren hvis de er skadet.
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Ikke bruk apparatet hvis UV-filteret til utgangsvinduet for lys er ødelagt.
- Ikke bruk ansiktstilbehøret eller bikinilinjeltilbehøret (kun SC2008) hvis filteret er ødelagt.

## Slik unngår du skade

- Kontroller at ingenting stenger for luften som blåser gjennom ventilasjonsåpningene.
- Ikke utsett apparatet for kraftige støt, og ikke rist eller mist det.
- Hvis du flytter apparatet fra et svært kaldt sted til et svært varmt sted eller omvendt, bør du vente cirka tre timer før du bruker det.
- Oppbevar apparatet på et støvfritt sted for å unngå at det blir støvete.
- La aldri apparatet være uten oppsyn når det er slått på. Slå alltid av apparatet etter bruk.
- Ikke utsett apparatet for direkte sollys eller UV-lys i flere timer.
- Ikke rett lysblink mot noen annen flate enn huden. Det kan føre til alvorlig skade på tilbehøret og/eller utgangsvinduet for lys. Utløs bare lysblink når apparatet er i kontakt med huden.

## Forsiktig

- Bruk aldri apparatet rundt øynene eller nær øyenbrynene, slik at du unngår risiko for skader på øynene.
- Bruk apparatet bare med innstillinger som passer til hudtypen din. Bruk med innstillinger som er høyere enn dette, kan øke faren for hudreaksjoner og bieffekter.
- Dette apparatet er bare beregnet på å fjerne uønsket kroppshår fra områder under kinnbenene med tilbehørene som følger med. Ikke bruk apparatet til noe annet enn dette.

## Vær oppmerksom på følgende for å unngå å forkorte levetiden til Philips Lumea Precision Plus:

- Ikke utsett apparatet for temperaturer som er lavere enn 15 °C eller høyere enn 35 °C ved bruk.
- Apparatet har innebygd beskyttelse mot overoppheting. Hvis apparatet overopphetes, avgir det ikke lysblink. Ikke slå av apparatet, men la det kjøle seg ned i cirka 15 minutter før du fortsetter behandlingen.

- Lever alltid apparatet til et servicesenter som er autorisert av Philips, hvis det må undersøkes eller repareres. Hvis apparatet repareres av ukvalifiserte personer; kan dette føre til svært farlige situasjoner for brukeren.
- Bruk aldri apparatet i noen av tilfellene som er nevnt i delen Kontraindikasjoner:

### **Hvem er Philips Lumea Precision Plus IKKE egnet for?**

Philips Lumea Precision Plus er ikke utformet for å brukes av alle. Hvis noe av det følgende stemmer for deg, bør du **ikke** bruke dette apparatet.

## **Kontraindikasjoner**

### **Bruk aldri apparatet hvis du er gravid eller ammer.**

### **Bruk aldri apparatet hvis du har uegnet hud- og eller hårfarge, dvs.:**

- Hvis den naturlige hårfargen i behandlingsområdet er lys blond, hvit, grå eller rød.
- Hvis du har hudtypen VI (du blir sjelden eller aldri solbrent, og du får svært mørk farge, hudfargen din er brunsvart eller mørkere). I slike tilfeller er det en høy risiko for å utvikle hudreaksjoner, for eksempel misfarging, sterk rødhet eller forbrenning når du bruker Philips Lumea Precision Plus. Se også kapittelet Bruke apparatet, avsnittet Mulig bivirkninger og hudreaksjoner.

### **Bruk aldri apparatet hvis du lider av noen av sykdommene som er nevnt nedenfor, dvs.:**

- Hvis du har en hudsykdom, for eksempel hudkreft, eller hvis du har hatt hudkreft eller en annen type kreft i områdene som skal behandles.
- Hvis du har lesjoner som kan være et forstadium til kreft, eller flere uvanlige føflekker i områdene som skal behandles.
- Hvis du har tidligere tilfelle av kollagenlidelse, inkludert tidligere tilfelle av abnorm arrdannelse eller tidligere tilfelle av dårlig sårtilheling.
- Hvis du har hatt en vaskulær lidelse, som åreknuter eller vaskulær ektasi, i behandlingsområdene.
- Hvis huden din er følsom overfor lys, og hvis du ofte får utslett eller allergiske reaksjoner.
- Hvis du har infeksjoner, eksem, brannsårl, betente hårsekker, åpne rifter, skrubbsår, herpes simplex, sår eller lesjoner og hematomer i områdene som skal behandles.
- Hvis du har blitt operert i områdene som skal behandles.
- Hvis du har epilepsi med lysfølsomhet.
- Hvis du har diabetes, lupus erythematosus, porfyri eller medfødt hjertefeil.
- Hvis du har en blødersykdom.
- Hvis du har en sykdom som hemmer immunforsvaret (inkludert HIV-infeksjon eller AIDS).

### **Bruk aldri apparatet hvis du bruker noen av medikamentene som er nevnt nedenfor, dvs.:**

- Hvis huden din behandles eller nylig er blitt behandlet med AHA (Alpha-Hydroxy Acids – alfahydrokssyrer/fruktsyrer), BHA (Beta-Hydroxy Acids – betahydrokssyrer), lokal isotretinoin eller azelainsyre.
- Hvis du har tatt noen form for isotretinoin Accutane® eller Roaccutane® i løpet av de siste seks månedene. Denne behandlingen kan gjøre huden mer mottakelig for rifter, sår og irritasjoner.

- Hvis du tar smertestillende midler, ettersom det reduserer hudens følsomhet for varme.
- Hvis du tar fotosensitive midler eller medikamenter, må du sjekke medikamentets pakningsvedlegg. Dersom det står at det kan føre til fotoallergiske reaksjoner, fototoksiske reaksjoner eller at du må unngå soling mens du tar denne medisinen, må du aldri bruke apparatet.
- Hvis du tar antikoaguleringsmedikamenter, inkludert mye aspirin, noe som ikke tillater en utvaskingsperiode på minimum én uke før hver behandling.
- Hvis du tar medikamenter som hemmer immunforsvaret.

### **Bruk aldri apparatet på følgende områder:**

- Rundt øynene og nær øyenbrynene.
- På brystvortene, området rundt brystvortene, de indre kjønnsleppene, vagina, anus eller innsiden av neseborene eller ørene.
- Menn må ikke bruke det på pungen eller i ansiktet.
- Over eller i nærheten av noe som er kunstig, slik som silikonimplantater, pacemakere, subkutane injeksjonsporter (insulinbeholder) eller piercinger.
- På føflekker, fregner, store blodårer, mørkere pigmentflekker, arr eller uregelmessigheter i huden som ikke er undersøkt av lege. Dette kan resultere i forbrenning og fargeforandring i huden. Det kan igjen gjøre det vanskeligere å identifisere hudrelaterte sykdommer (f.eks. hudkreft).
- På vorter, tatoveringer eller permanent sminke. Dette kan resultere i forbrenning og fargeforandring i huden (hypopigmentering eller hyperpigmentering).
- På områder hvor du bruker langtidsvirkende deodoranter. Det kan føre til hudreaksjoner. Se avsnittet Bruke apparatet, delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner.

### **Bruk aldri apparatet på solbrent, nylig brunet (siste 48 timer) eller kunstig brunet hud:**

- All slags soling og bruning kan påvirke sikkerheten til behandlingen. Dette gjelder for naturlig sollys så vel som kunstige solingsmetoder som selvbruningskremer, solarier osv. Hvis du er solbrun eller har planer om å sole deg, kan du se avsnittet Før bruk, delen Råd for soling.

***Merk:** Denne listen er ikke fullstendig. Hvis du ikke er sikker på om du kan bruke apparatet, anbefaler vi at du rådfører deg med en lege.*


### **Elektromagnetiske felt (EMF)**

Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.


### **Lading**

Lad batteriene helt opp før du bruker apparatet for første gang, og når batteriene er tomme. Det tar 1 time og 40 minutter å lade batteriene helt opp. Lad apparatet når ladelampen lyser oransje under bruk og indikerer at batterinivået er lavt og batteriet snart er utladet. Fulladede batterier gir minst 370 lysblink med lysintensitet 5. Fullad apparatet hver 3. til 4. måned, selv om du ikke bruker apparatet for en lengre periode.

## Lad apparatet på følgende måte:



- 1 Slå av apparatet.



- 2 Sett det lille støpselet i apparatet, og koble adapteren til stikkkontakten.

- Ladelampen blinker grønt for å vise at apparatet lades.
- Når batteriene er fulladet, lyser ladelampen kontinuerlig grønt.

Merknader:

- Adapteren og apparatet er varme under lading. Dette er normalt.
- Du kan ikke bruke apparatet mens det lades.
- Dette apparatet har overopphetingsbeskyttelse for batteriet og lader ikke hvis romtemperaturen overstiger 40 °C.

Dekk aldri til apparatet og adapteren under ladingen.

- 3 Etter ladingen trekker du ut adapteren fra stikkkontakten, og den lille kontakten ut av apparatet.

## Før bruk

For å få optimale resultater og størst effekt bør du klargjøre områdene som du skal bruke apparatet på, slik det er beskrevet nedenfor:

### Klargjøre behandlingsområder


- 1 Så lenge du opplever ettervekst av hår, bør du barbere de områdene du ønsker å behandle.

*Merk: Hvis den siste hårfjerningsmetoden du brukte, gikk ut på å fjerne hårene ved røttene (for eksempel epilering, voksing e.l.), bør du vente til du merker betydelig hårgjenvest før du bruker Philips Lumea Precision Plus. Ikke bruk hårfjerningskremer i stedet for barbering.*

**Vær oppmerksom på at behandling av områder som er ubarberte eller ikke tilstrekkelig barberte, har en rekke uønskede effekter:**

- Utgangsvinduet for lys og tilbehøret kan bli skittent av løse hår og smuss. Hvis tilbehøret og utgangsvinduet for lys er skittent, kan dette redusere levetiden og effekten til apparatet. I tillegg kan brennmerker eller svarte prikker på utgangsvinduet for lys og tilbehøret som følge av forurensning gjøre at behandlingen blir smertefull eller forårsaker hudreaksjoner som rødhet og misfarging.
- Hårene på huden din kan brenne, og dette avgir en ubehagelig lukt.

- 2 Rengjør huden, og sørg for at den er uten hår, helt tørr og fri for oljebaserte stoffer (som finnes i produkter som deodoranter, kremer, parfymen, selvbruningskremer og solkremer).



- 3** Kontroller apparatet, spesielt utgangsvinduet for lys og tilbehøret, og se etter hår, støv og fibre. Hvis du oppdager smuss, rengjør du apparatet i henhold til instruksjonene i avsnittet Rengjøring og vedlikehold.

Merknader:

- Hvis barbering forårsaker sår eller rifter; kan huden din være mer følsom, og lysbehandlingen kan til tider føles ubehagelig.
- Når håret slutter å vokse ut igjen, noe som vanligvis skjer etter fire til fem behandlinger; trenger du ikke lenger å barbere deg før du bruker apparatet.

### Stille inn lysintensiteten

Philips Lumea Precision Plus er et apparat som er utformet for hjemmebruk, og det kan derfor ikke sammenlignes med profesjonelle lysbaserte apparater når det gjelder smertefølelse. Lyspulsene fra Philips Lumea Precision Plus er svakere enn lyspulsene fra profesjonelle apparater, og derfor kan du forvente en **praktisk** og **effektiv** behandling.

Du må justere lysintensiteten til huden din og fargen på kroppshåret og til et nivå som føles komfortabelt.

Nedenfor finner du en tabell med anbefalte lysintensiteter for å hjelpe deg med å finne den riktige lysintensiteten

- 1** Se i tabellen nedenfor for å finne ut hvilken lysintensitet som passer best for din hud- og kroppshårfarge, og se om dette er en metode som passer for deg (hvis ikke er dette angitt med en x i tabellen).
- 2** Hvert kroppsområde og muligens deler av et kroppsområde kan kreve en egen lysintensitet i henhold til tabellen over anbefalte lysintensiteter nedenfor. Metoden er mer effektiv ved høyere intensiteter, men du bør redusere lysintensiteten hvis du føler smerte eller ubehag.

*Merk: Nødvendig lysintensitet for forskjellige steder på kroppen kan variere på grunn av forskjellige hudfarger. For eksempel kan huden på leggene være mørkere enn huden i armhulene på grunn av soling.*

Personer med mørkere hud har en større risiko for hudirritasjon fordi huden deres absorberer mer lys. Det anbefales derfor lavere intensitet for personer med mørkere hud.

Lyspulsene kan føles varm eller svært varm mot huden, men den skal aldri være smertefull. Hvis du vil forhindre hudreaksjoner, ser du avsnittet Bruke apparatet, delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner.

## Anbefalte lysintensiteter (1-5)

I tabellen nedenfor betyr x at apparatet ikke passer for deg.

Hudfarge og kjennetegn:	hvit (alltid solbrent, ingen brunfarge)	beige (lett solbrent, minimal brunfarge)	lys brun (solbrent enkelte ganger, god brunfarge)	middels brun (sjelden solbrent, rask og god brunfarge)	mørk brun (sjeldent solbrent, veldig god brunfarge)	brunsvart og mørkere (sjelden eller aldri solbrent, svært mørk brunfarge)
Farge på kroppshår:						
mørk blond / lys brun / brun / mørk brun / svart	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
hvit / grå / rød / lys blond	x	x	x	x	x	x

### Viktig

Hvis du vil finne ut om Philips Lumea Precision Plus egner seg for deg, kan du se delen Hvem er Philips Lumea Precision Plus ikke egnet for?.

Hvis huden din er blitt utsatt for naturlig sollys eller en kunstig bruningsmetode, kan den være mørkere enn da du utførte forrige behandling. Se i tabellen for å finne ut hvilke innstillinger som passer for hudfargen din.

### Råd for soling

#### Soling før behandling

- Hvis du har solbrun hud, bør du utføre en hudtest (se delen Første gangs bruk i kapittelet Bruke apparatet) på området som skal behandles for å fastslå riktig lysintensitet. Hvis du ikke gjør dette, kan du få hudreaksjoner etter behandling med Philips Lumea Precision Plus.
- Vent minst 48 timer etter soling før du bruker apparatet. Soling kan føre til at huden blir mørkere (brun) og/eller solbrenthet (huden blir rødere).
- Når de 48 timene er gått, kontrollerer du om du fortsatt er solbrent. Ikke bruk Philips Lumea Precision Plus så lenge du er solbrent.
- Når du ikke er solbrent lenger, utfører du en hudtest (se kapittelet Bruke apparatet og delen Første gangs bruk) på området som skal behandles, for å finne riktig lysintensitet.

#### Soling etter behandling

- Vent minst 24 timer etter behandling før du utsetter de behandlede områdene for sol. Selv etter 24 timer må du passe på at den behandlede huden ikke viser tegn til rødhet fra behandlingen før du utsetter den for sol.
- Dekk til de behandlede områdene når du går ut i solen, eller bruk en solkrem (solfaktor 30+) i to uker etter behandling.
- Hvis du utsetter behandlede områder for sollys umiddelbart etter behandling uten beskyttelse, økes risikoen for negative bieffekter og hudreaksjoner. Se avsnittet Bruke apparatet, delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner.

**Soling med kunstig lys**

- Følg instruksjonene i Soling før behandling og Soling etter behandling ovenfor.

**Soling med kremer**


- Hvis du har brukt en selvbruningskrem, må du vente til den kunstige brunfargen har forsvunnet helt før du bruker Philips Lumea Precision Plus.

*Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om uønskede hudreaksjoner, kan du se avsnittet **Bruke apparatet** og delen **Mulige bieffekter og hudreaksjoner**.*

**Bruke apparatet**


Se i tabellen over anbefalte lysintensiteter i avsnittet **Før bruk**, delen **Stille inn lysintensiteten** for å finne ut hvilken lysintensitet som passer best for din hud- og kroppshårfarge. Bruk apparatet i et **godt opplyst** rom – det reduserer den oppfattede lysstyrken til lysblinket. Barber området du skal behandle, før du bruker apparatet (se avsnittet **Før bruk**, delen **Klargjøre behandlingsområder**).

Hvis behandlingen på noe tidspunkt blir uholdbart smertefull, reduserer du lysintensiteten til behandlingen er komfortabel igjen. Hvis du oppdager hudreaksjoner som er sterkere enn litt rødhet, må du avslutte behandlingen umiddelbart og lese delen **Mulige bieffekter og hudreaksjoner** i dette kapittelet.

**Velge riktig tilbehør****- Kroppstilbehør**


Kroppstilbehøret kan brukes til å behandle uønsket kroppshår på alle områder på kroppen under halsen (unntak finner du i kapittelet **Viktig**, avsnittet **Kontraindikasjoner**). Kroppstilbehøret kan dekke et område på 4cm<sup>2</sup> og er utviklet spesielt for raskere behandling av større områder som bena.

Ikke bruk kroppstilbehøret i ansiktet.

**- Ansiktstilbehør**

Ansiktstilbehøret har et ekstra integrert lysfilter og kan brukes til å behandle uønsket kroppshår på overleppen, haken og kinnskjegget på en svært sikker måte. Det kan også brukes på andre følsomme områder på kroppen, som armhulene og områder der det er vanskelig å komme til.


Bruk aldri apparatet rundt øynene og i nærheten av øyenbrynene.

**- Bikinilinjetilbehør (kun SC2008)**

Bikinilinjetilbehøret har et spesielt filter for å behandle bikinilinjene. Tilbehøret er optimalisert for effektiv reduksjon av hår i bikinilinjene. Det er spesielt utformet for å fjerne de grove hårene i dette området. Du kan også bruke bikinilinjetilbehøret i armhulene.

Ikke bruk bikinilinjetilbehøret i ansiktet.


## Første gangs bruk og hudtest



**1** Velg tilbehøret som passer til området du ønsker å behandle.


**2** Velg et område i nærheten av området du vil behandle.

*Merk: Før du bruker apparatet på overleppen, haken eller kinnskjegget, må du finne et område uten føflekker og hår nedenfor øret der du kan utføre hudtesten.*



**3** Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.

▶ Apparatet starter alltid automatisk på den laveste innstillingen.



**4** Påfør ett lysblink med den laveste anbefalte intensiteten for hudtypen din (du finner instruksjoner for å utløse et lysblink i trinn 6 til 9 i delen Videre bruk i dette avsnittet).

**5** Så lenge det føles behagelig (ikke smertefullt), kan du øke innstillingen med ett nivå innenfor det anbefalte området for din hudtype og påføre ett lysblink for hver innstilling. Ikke påfør mer enn ett lysblink på samme sted.

**6** Når du har utført hudtesten, venter du i 24 timer og kontrollerer at huden ikke har reagert. Hvis huden din har reagert, velger du den høyeste innstillingen som ikke førte til hudreaksjon, for videre bruk.

Når du bruker apparatet for første gang, anbefaler vi at du utfører en hudtest på området som skal behandles, for å kontrollere hudens reaksjon på behandlingen, og for å bli vant med lysbasert behandling.


## Videre bruk


**1** Før hver behandling må du rengjøre tilbehøret, utgangsvinduet for lys og metallrammen på innsiden av tilbehøret til Philips Lumea Precision Plus. Du finner mer informasjon i kapittelet Rengjøring og vedlikehold.

**2** Velg tilbehøret som passer til området du ønsker å behandle.

**3** Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.


*Merk: Det er normalt at apparatet og tilbehøret blir varme under bruk.*






- 4** Start hver behandling med å velge lysintensitet med omhu, basert på hudens følsomhet og hvor behagelig behandlingen føles.

Huden kan reagere forskjellig fra dag til dag og fra anledning til anledning av en rekke årsaker og spesielt etter soling. Se delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner i dette kapittelet for å få mer informasjon.




- 5** Trykk på knappen ▲ for å øke intensiteten. For å redusere intensiteten trykker du på knappen ▼.

► Hver gang du trykker på knappen, begynner det tilsvarende intensitetslyset å blinke. Dette tar noen få sekunder.




- 6** Plasser apparatet i en vinkel på 90° i forhold til huden slik at tilbehøret og sikkerhetsringen er i kontakt med huden.





- 7** Trykk sikkerhetsringen helt ned på huden med et lett trykk.

*Merk: Sikkerhetsringen har kontaktbrytere som tilsammen utgjør sikkerhetslåsen på apparatet. Denne sikkerhetsringen forebygger utilsiktet lysblink når det ikke er hudkontakt.*



- Klar til lysblink-lampen på baksiden av apparatet lyser grønt når alle kontaktbryterne på sikkerhetsringen er i kontakt med huden og apparatet er ladet. Dette kan ta noen sekunder.

*Tips: For å forenkle bruken strekker du området med huden du vil behandle. På områder med mykere hud kan det hende at du må legge mer trykk på apparatet for å skyve inn alle kontaktbryterne.*



- 8** Trykk på lysblinkknappen for å sende ut et lysblink. Nå har du to alternativer for å sende ut det neste lysblinket:

A Hold lysblinkknappen inne. Apparatet sender ut ett blink etter det andre så lenge sikkerhetsringen er i kontakt med huden hele tiden. Umiddelbart etter at apparatet har sendt ut et lysblink, skyver du apparatet til neste område. Pass på at sikkerhetsringen er presset helt inntil huden.

Denne metoden med å skyve og sende ut lysblink er spesielt nyttig for behandling av større områder som bena.


B Slipp lysblinkknappen etter hver blink. Før du sender ut neste lysblink, plasserer du apparatet på området rett ved siden av det området du tidligere har sendt ut lysblink på. Pass på at sikkerhetsringen er presset helt inntil huden.

Denne trinnvise metoden for å sende ut lysblink garanterer at du får en nøyaktig behandling av for eksempel overleppe, knær og ankler.

*Merk: Etter noen få sekunder er apparatet klart til å sende ut lysblink igjen, så pass på at du flytter det til det neste området umiddelbart etter en lysblink.*

Ikke behandle nøyaktig det samme området flere ganger i løpet av en behandling. Det forbedrer ikke effekten til behandlingen, men øker risikoen for hudreaksjoner.

*Merk: Det synlige lyset som apparatet produserer, er refleksjonen av lysblinket på huden og er ufarlig for øynene. Det er ikke nødvendig å bruke briller under behandlingen.*



- 9** For å unngå ubehandlede områder må du alltid sørge for at det er noe overlappning med det forrige behandlingsområdet når du plasserer apparatet på huden. Det effektive lyset kommer kun ut av utgangsvinduet for lys. Sørg for at lysblinkene produseres tett på hverandre.

- 10** Slå av apparatet når du er ferdig med behandlingen.

- 11** Kontroller utgangsvinduet for lys og tilbehøret for hår og skitt, og rengjør apparatet etter bruk (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).

## Retningslinjer for behandling

### Gjennomsnittlig behandlingstid

Område	Omtrentlig behandlingstid	Anbefalt tilbehør SC2006
Armhulene	1 minutt per armhule	Kroppstilbehør/ansiktstilbehør
Bikinilinje	1 minutt per side	Kroppstilbehør/ansiktstilbehør
Hele bikiniområdet	4 minutter	Kroppstilbehør/ansiktstilbehør
En legg	8 minutter	Kroppstilbehør
Hele benet	14 minutter	Kroppstilbehør
Overleppen/haken/kinnskjegget	1 minutt	Ansiktstilbehør

Område	Omtrentlig behandlingstid	Anbefalt tilbehør SC2008
Armhulene	1 minutt per armhule	Kroppstilbehør/bikinilinjetilbehør
Bikinilinje	1 minutt per side	Bikinilinjetilbehør
Hele bikiniområdet	4 minutter	Bikinilinjetilbehør
En legg	8 minutter	Kroppstilbehør
Hele benet	14 minutter	Kroppstilbehør
Overleppen/haken/kinnskjegget	1 minutt	Ansiktstilbehør

*Merk: Den gjennomsnittlige behandlingstiden ovenfor er basert på undersøkelser og tester. Individuelle behandlingstider kan variere fra person til person.*

*Merk: Fulladede batterier gir minst 370 lysblink med intensitet 5. Hvor lenge du kan bruke apparatet, avhenger av størrelsen på området som skal behandles, og intensitetsinnstillingen som brukes.*

### Beregnete områder til behandling


Apparatet er beregnet på å behandle uønsket hår på overleppen, haken, ved kinnskjegget, i armhulene, på armene, magen, bena og i bikinilinjen.

### Bruke apparatet på bena

Se i tabellen over anbefalte lysintensiteter i avsnittet Før bruk, delen Stille inn lysintensiteten for å finne ut hvilke innstillinger som passer for bena dine.

- Du kan bevege apparatet oppover og nedover eller på tvers av bena – gjør det som passer best.

*Merk: Beinete områder som skinnleggen og ankene er mer følsomme enn andre områder av kroppen. Når du trykker tilbehøret hardt mot disse områdene, kan huden være mer utsatt for hudreaksjoner som hudirritasjon og rødhet. Se delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner i dette avsnittet. Trykk tilbehøret hardt nok mot huden til at lampen for Klar til lysblink lyser, men ikke hardere.*



**Tips: Apparatet kan etterlate merker på huden i de behandlede områdene. Disse merkene kan vise deg hvor du kan gjøre de behandlede områdene overlappende.**

Et fulladet batteri gir en fullstendig behandling av kropp og ansikt (overleppen, armhulene, bikinilinjene og leggene) på én gang. \*Hvis du bruker apparatet til å behandle både legger og lår, kan det hende du må lade opp apparatet i løpet av behandlingen. Dette er normalt. Hvor lenge du kan bruke apparatet avhenger av størrelsen på området som skal behandles, og intensitetsinnstillingen som brukes.

\*Basert på de gjennomsnittlige behandlingstidene for hvert område og de anbefalte intensitetene for én bruker.

**Tips: Mange brukere kombinerer behandling av bena med andre aktiviteter hjemme, for eksempel å se på TV eller høre på musikk. Du kan også prøve dette for å gjøre opplevelsen mer behagelig og avslappende.**

**Bruke apparatet ved bikinilinjene**

Se i tabellen over anbefalte lysintensiteter i avsnittet Før bruk, delen Stille inn lysintensiteten for å finne ut hvilke innstillinger som passer for bikinilinjene dine.

I prinsippet er Philips Lumea Precision Plus sikker og skånsom nok til å behandle hele bikinilinjene. Kun for SC2008: bruk bikinilinjetilbehøret for å behandle dette området. Bruk en lavere innstilling på mørkere pigmentert, mer følsom hud i bikinilinjeneområdet. Ikke bruk apparatet på de indre kjønnsleppene, vagina eller anus. Menn som vil behandle kjønnsårområdet, må ikke bruke apparatet på pungen.

**Merk: Av hensyn til hygiene bør du alltid rengjøre det brukte tilbehøret før du starter behandling av et annet kroppsområde.**

**Bruke apparatet på underarmene**

Se i tabellen over anbefalte lysintensiteter i avsnittet Før bruk, delen Stille inn lysintensiteten for å finne ut hvilke innstillinger som passer for underarmene dine.

Pass på å fjerne deodorant, parfyme, krem og andre hudpleieprodukter fra underarmene før behandling.



*Tips: For å få optimale resultater på underarmene dine kan det være lurt å stå foran et speil for å få god sikt til området som skal behandles, og til Klar til lysblink-lampen. Løft armen og legg hånden på nakken for å strekke huden i underarmsområdet. På den måten er det lettere å trykke sikkerhetsringen mot huden og utføre behandlingen.*

*Merk: Det reflekterte lyset skader ikke øynene. Hvis spredningslyset er ubehagelig, kan du lukke øynene idet du utløser et lysblink.*

### **Bruke apparatet på ansiktet (overleppen, haken og kinnskjegget)**

Se i tabellen over anbefalte lysintensiteter i delen Stille inn lysintensiteten i kapittelet Før bruk for å finne ut hvilke innstillinger som passer til ansiktet ditt (overleppen, haken, kinnskjegget).

Bruk bare **ansiktstilbehøret** til å behandle overleppen, haken og kinnskjegget. Bruk aldri apparatet rundt øynene eller nær øyenbrynene. Når du behandler overleppen, haken eller kinnskjegget, må du sørge for at du ikke utsetter ansiktet for direkte sollys i 24 timer etter behandlingen. Ha på solkrem (faktor 30 eller høyere) når du utsetter ansiktet for direkte sollys i de neste to ukene etter behandlingen.



*Tips: Stå foran et speil for å få best mulig resultat på overleppen, haken og kinnskjegget. Sørg for at du har god sikt til området som skal behandles og Klar til lysblink-lampen.*

*Tips: På grunn av konturene på haken kan det være vanskelig å få sikkerhetsringen i kontakt med huden og utløse et lysblink. Legg tungen mellom tennene og overleppen eller blås opp kinnene for å gjøre dette lettere.*

*Tips: Det reflekterte lyset skader ikke øynene. Hvis spredningslyset er ubehagelig, kan du lukke øynene idet du utløser et lysblink.*

### **Slik oppnår du optimale resultater**

- Det er normalt at hårene fortsatt er synlige etter de første behandlingene (du finner mer informasjon i avsnittet Innledning, delen Slik fungerer det).
- Hvis du vil fjerne alle hårene og hindre at hårsekken blir aktiv igjen, må behandlingene gjentas én gang annenhver uke de første to månedene. Da skal huden din være glatt. Les delen Vedlikeholdsfasen for å finne ut hvordan du kan opprettholde disse resultatene.

### **Vedlikeholdsfasen**

- For å sikre at huden din forblir glatt, anbefaler vi at du gjentar behandlingen hver fjerde til åttende uke. Tiden mellom behandlinger kan variere, avhengig av din individuelle gjenvest av hår og av kroppsområde. Hvis det kommer tilbake for mange hår mellom behandlinger, øker du bare behandlingshyppigheten igjen, men ikke behandle noe område oftere enn annenhver uke. Hvis du bruker apparatet oftere enn anbefalt, øker du ikke effekten, men du øker risikoen for hudreaksjoner.

## Mulige bieffekter og hudreaksjoner

### Vanlige hudreaksjoner:

- Huden kan bli lett rød, og du kan føle prikking, kribling eller varme. Denne reaksjonen er helt ufarlig og forsvinner raskt.
- Det kan oppstå en reaksjon som ligner på solbrenthet i det behandlede området i en kort periode. Hvis denne ikke forsvinner innen tre dager, anbefaler vi at du oppsøker lege.
- Tørr hud og kløe kan oppstå på grunn av kombinasjonen av barbering og lysbehandling. Dette er ufarlig og forsvinner i løpet av noen dager. Du kan kjøle ned området med en ispose eller en våt ansiktsskud. Hvis tørrheten ikke gir seg, kan du påføre en fuktighetskrem uten parfyme på det behandlede området 24 timer etter behandlingen.

### Sjeldne bieffekter:

- Forbrenning, mye rødhet og opphovning: Disse reaksjonene er svært sjeldne. De oppstår som et resultat av å bruke en lysintensitet som er altfor høy for hudfargen din. Hvis disse reaksjonene ikke forsvinner i løpet av tre dager, anbefaler vi at du tar kontakt med lege. Vent med neste behandling til huden er helt fin, og pass på at du bruker en lavere lysintensitet.
- Misfarging av huden: Dette hender svært sjelden. Misfarging av huden opptrer i form av en flekk som er mørkere (hyperpigmentering) eller lysere (hypopigmentering) enn det omkringliggende området. Dette er et resultat av å bruke en lysintensitet som er altfor høy for hudfargen din. Hvis misfargingen ikke forsvinner i løpet av to uker, anbefaler vi at du tar kontakt med lege. Ikke behandle misfargede områder før misfargingen har forsvunnet og huden har fått igjen den naturlige fargen.
- Hudinfeksjon og -betennelse: Dette hender svært sjelden, og kan være et resultat av å bruke apparatet på sår eller kutt som oppstod under barbering, på allerede eksisterende sår eller på inngroddede hår.
- Sterk smerte: Dette kan oppstå under eller etter behandling hvis du har brukt apparatet på ubarbert hud, hvis du bruker apparatet med en lysintensitet som er altfor høy for hudfargen din, hvis du påfører lysblink på det samme området flere ganger, eller hvis du bruker apparatet på åpne sår, betennelser, infeksjoner, tatoveringer, brannskader osv. Se avsnittet Viktig, delen Kontraindikasjoner for å få mer informasjon.

### Etter bruk

- Ikke påfør noe parfymert kosmetisk middel på behandlede områder umiddelbart etter behandling.
- Ikke bruk deodorant umiddelbart etter behandling av underarmene. Vent til eventuell rødhet har forsvunnet helt.
- Se avsnittet Før bruk og delen Råd for soling for å få informasjon om soling og kunstig soling.

## Rengjøring og vedlikehold

For å sikre optimale resultater og lang levetid for apparatet bør du rengjøre apparatet før og etter hver behandling, og også under behandlingen om nødvendig. Apparatet har ikke like stor effekt hvis du ikke rengjør det ordentlig.

Rengjør aldri apparatet eller deler av det under springen eller i oppvaskmaskinen.

Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller acetone til å rengjøre apparatet.

Skrap aldri på utgangsvinduet for lys eller på metallrammen på innsiden av tilbehøret.

*Merk: Sørg for at det ikke setter seg fast skitt på sikkerhetsringens kontaktbrytere.*

*Merk: Ikke bruk apparatet når det ikke lenger er mulig å rengjøre utgangsvinduet for lys eller tilbehøret. For å skifte ut deler kan du se kapittelet Bestille tilbehør.*

- 1 Slå av apparatet, trekk ut støpselet og la det avkjøles.

*Merk: Utgangsvinduet for lys blir varmt under bruk. La det kjøles ned før du rengjør det.*

- 2 Hvis du vil fjerne tilbehøret, plasserer du fingrene dine i hulrommene oppe og nede og trekker forsiktig. Tilbehøret skal kunne tas av uten problemer.

- 3 Fukt den myke kluten som fulgte med apparatet, med noen dråper vann, og bruk den til å rengjøre følgende deler:




- utgangsvinduet for lys
- utsiden av tilbehøret
- metallrammen på innsiden av tilbehøret
- det rødlige filterglasset på innsiden av presisjonstilbehøret

*Merk: Hvis vannet ikke rengjør effektivt, kan du bruke noen dråper med sterk alkohol til å rengjøre delene som er nevnt ovenfor.*

*Merk: Et kontaminert utgangsvindu for lys og/eller tilbehør kan se ut som på dette bildet. Sørg for å rengjøre apparatet før og etter hver bruk, og også under behandlingen om nødvendig, i henhold til instruksjonene i denne delen.*

*Tips: Hvis det ikke lenger er mulig å rengjøre kantene på tilbehøret med rengjøringskluten som følger med, kan du bruke en bomullsdott i stedet. Pass på at det ikke sitter igjen lo eller fibre på tilbehøret eller utgangsvinduet for lys.*

- 4 Om nødvendig rengjør du utsiden av apparatet med den tørre, myke rengjøringskluten som fulgte med apparatet.



## Oppbevaring

- 1 Slå av apparatet, trekk ut støpselet og la det avkjøles.
- 2 Rengjør apparatet før du legger det vekk.
- 3 Oppbevar apparatet på et tørt sted ved en temperatur på mellom 0 °C og 60 °C.

## Miljø



- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet.






- De innebygde oppladbare batteriene består av stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriene før du leverer apparatet på et offentlig innsamlingssted. Lever batteriene på et offentlig innsamlingssted for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriene, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter; der de vil ta ut batteriene for deg og behandle dem på en miljøvennlig måte.

## Fjerne de oppladbare batteriene


Fjern bare de oppladbare batteriene hvis de er helt tomme.

- 1 Koble apparatet fra adapteren.
- 2 La apparatet arbeide til batteriene er helt tomme. Slå på apparatet og send ut lysblinker til du ikke lenger kan slå på apparatet.
- 3 Sett en syl eller et annet verktøy med smal tupp inn under det nedre dekselet til apparatet, og vipp ut det nedre dekselet.
- 4 Skru opp de to skruene nederst på håndtaket med en skrutrekker.







- 5** Fjern den nedre delen av håndtaket og kutt de to ledningene som forbinder den nedre delen til apparatet.



- 6** Trekk batterikontaktene av batteripolene med en lang nebbtang.



- 7** Trekk de oppladbare batteriene ut av apparatet med en lang nebbtang.



- 8** Kutt de to ledningene én om gangen for å sikre at det ikke skjer noen uhell på grunn av en mulig gjenværende lading.

### **Garanti og støtte**

Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** eller lese i garantiheftet.

## Tekniske spesifikasjoner

### Modell SC2006

Nominell nettspenning	100–240 V
Nominell frekvens	50–60 Hz
Nominell inngang	7,5 W
Beskyttelse mot elektrisk støt	Klasse II 
Beskyttelsesgrad	IP 30 (EN 60529)
Driftsforhold	Temperatur: +15 ° til +35 °C Relativ fuktighet: 25–95 %
Oppbevaringsforhold	Temperatur: 0 ° til +60 °C Relativ fuktighet: 5 til 95 %
Kroppstilbehørets spektrum	> 570 nm
Spekter for ansiktstilbehør	> 600 nm
Spekter for bikinilinjetilbehør	> 570 nm
Li-ion-batteri	2 x 3,7 volt, 1500 mAh

## Feilsøking

Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke får løst problemet med informasjonen nedenfor, kan du gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet virker ikke.	De oppladbare batteriene er utladet.	Lad apparatet (se avsnittet Lading).
	Apparatet er defekt.	Ta kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Apparatet slår seg plutselig av.	De oppladbare batteriene er utladet.	Lad apparatet (se avsnittet Lading).
Adapteren blir varm under lading.	Dette er normalt.	Ingen handling er nødvendig.
Ladelampen tennes ikke når jeg kobler den lille kontakten til apparatstøpelet.	Du har ikke koblet adapteren til stikkkontakten.	Sett den lille kontakten i apparatstøpelet, og koble adapteren til stikkkontakten.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Det er ikke strøm i stikkontakten.	Koble et annet apparat til stikkontakten for å kontrollere om stikkontakten er strømførende. Hvis kontakten er strømførende, men apparatet ikke lader, kan du ta kontakt med forbrukerstøtten der du bor, Philips-forhandleren din eller et Philips-servicesenter.
	Adapteren er ikke satt ordentlig inn i stikkontakten og/eller den lille kontakten er ikke satt ordentlig inn i apparatstøpset.	Sjekk at adapteren er satt ordentlig inn i stikkontakten og/eller at den lille kontakten er satt ordentlig inn i apparatstøpset.
	Apparatet er defekt.	Ta kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Jeg har slått på apparatet, men jeg kan ikke øke eller redusere lysintensiteten.	Apparatet må nullstilles.	Når du skal nullstille apparatet, må du slå av apparatet og deretter slå det på igjen. Hvis du fortsatt ikke kan justere lysintensiteten, tar du kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Lampen for Klar til lysblink lyser ikke når jeg plasserer apparatet på huden.	Du har ikke satt tilbehøret med sikkerhetsringen riktig på huden.	Plasser apparatet i en vinkel på 90° i forhold til huden slik at alle kontaktbryterne berører huden. Kontroller deretter om lampen for Klar til lysblink er tent, og trykk på knappen for lysblink.
		Hvis dette ikke virker, plasserer du apparatet på en del av kroppen hvor det er lett å få full hudkontakt, for eksempel underarmen. Sjekk deretter om lampen for Klar til lysblink virker. Hvis lampen fortsatt ikke tennes når du plasserer apparatet på huden, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
	Sikkerhetsringen er skitten.	Rengjør sikkerhetsringen forsiktig. Hvis du ikke greier å rengjøre sikkerhetsringen ordentlig, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter for å få skiftet ut tilbehøret.
Lampen for Klar til lysblink lyser ikke når jeg plasserer tilbehøret på huden, men kjøleviften virker.	Overopphetingsbeskyttelsen er aktivert.	Når overopphetingsbeskyttelsen er aktivert, virker viften fortsatt. Ikke slå av apparatet og la det avkjøles i cirka 15 minutter før du fortsetter å bruke det. Hvis lampen for Klar til lysblink fortsatt ikke lyser når du plasserer apparatet på huden, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Lampen for Klar til lysblink lyser grønt, men apparatet produserer ikke et lysblink når jeg trykker på knappen for lysblink.	Apparatet må nullstilles.	Når du skal nullstille apparatet, slår du av apparatet og slår det deretter på igjen. Hvis lampen for Klar til lysblink lyser grønt, men apparatet fortsatt ikke produserer et lysblink når du trykker på knappen for lysblink, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Apparatet blir varmt ved bruk.	Dette er normalt.	Ingen handling er nødvendig.
Apparatet viser ikke lysintensitet 1 når jeg slår det på.	Apparatet må nullstilles.	For å nullstille apparatet slår du det av og på igjen. Hvis apparatet fortsatt ikke viser lysintensitet 1, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Apparatet avgir en merkelig lukt.	Tilbehøret og/eller filterglasset er skittent.	Rengjør tilbehøret forsiktig. Hvis du ikke greier å rengjøre tilbehøret ordentlig, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter for å få skiftet ut tilbehøret.
	Du har ikke barbert behandlingsområdet ordentlig.	Hvis det er hår på behandlingsområdet, kan disse hårene bli brent når du bruker apparatet. Da vil du merke en ubehagelig lukt. Barber behandlingsområdet skikkelig før du begynner å bruke apparatet. Hvis huden din blir irritert ved barbering, kan du trimme hårene så korte som mulig og bruke en komfortabel innstilling.
	Du oppbevarte apparatet på et støvete sted.	Den merkelige lukten forsvinner etter noen få lysblink.
Huden er mer følsom enn normalt under behandling.	Lysintensiteten du bruker, er for høy.	Kontroller om du har brukt riktig lysintensitet. Velg om nødvendig en lavere lysintensitet.
	Du barberte ikke behandlingsområdene.	Barber behandlingsområdene før du bruker apparatet. Hvis huden din blir irritert ved barbering, kan du trimme hårene så korte som mulig og bruke en komfortabel innstilling.
	UV-filteret til utgangsvinduet for lys er ødelagt.	Hvis UV-filteret til utgangsvinduet for lys er ødelagt, må du ikke bruke apparatet mer. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
	Apparatet er defekt.	Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Jeg opplever en ubehagelig smertefølelse når jeg bruker apparatet.	Du barberte ikke behandlingsområdene.	Barber behandlingsområdene før du bruker apparatet. Hvis huden din blir irritert ved barbering, kan du trimme hårene så korte som mulig og bruke en komfortabel innstilling.
	Du behandlet et område som apparatet ikke er beregnet på.	Du må ikke bruke apparatet på de indre kjønnsleppene, vagina, anus, brystvortene, området rundt brystvortene, leppene, på innsiden av neseborene eller ørene, i øyeområdet eller på øyebrynene. Menn må ikke bruke det på ansiktet eller pungen.
	Du har brukt en lysintensitet som er for høy for deg.	Reduser lysintensiteten til et nivå som du finner komfortabelt. Se avsnittet Før bruk, delen Stille inn lysintensiteten.
	Utgangsvinduet for lys eller det rødlige filterglasset på tilbehøret er skadet.	Hvis utgangsvinduet for lys eller det rødlige filterglasset på ansiktstilbehøret er skadet, må du ikke bruke apparatet med dette tilbehøret lenger. Gå til forhandleren eller et Philips-servicesenter eller kontakt forbrukerstøtten for å få skiftet ut tilbehøret.
	Apparatet egner seg ikke for hudfargen din.	Ikke bruk apparatet hvis huden din er veldig mørk. Du skal heller ikke bruke apparatet hvis kroppshåret ditt er lys blondt, rødt, grått eller hvitt.
De behandlede områdene blir røde etter behandlingen.	Lett rødhet er ufarlig og normalt og forvinner raskt.	Ingen handling er nødvendig.
Hudreaksjonen etter behandlingen varer lenger enn vanlig.	Du har brukt en lysintensitet som er for høy for deg.	Velg en lavere lysintensitet neste gang. Se avsnittet Før bruk, delen Stille inn lysintensiteten.
		Oppsøk lege hvis hudreaksjonen varer mer enn tre dager.
Resultatene av hårfjerningen er ikke tilfredsstillende.	Du har brukt en lysintensitet som er for lav for deg.	Velg en høyere lysintensitet neste gang.
	Du hadde ikke nok overlapping da du brukte apparatet.	For å få et godt hårfjerningsresultat må du bruke nok overlapping når du bruker apparatet. Se kapittelet Bruke apparatet, avsnittet Videre bruk, trinn 9.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Du bruker ikke apparatet så ofte som det er anbefalt.	Behandlingene må gjentas en gang annenhver uke i de to første månedene for å fjerne alle hår fullstendig og unngå at hårroten blir aktiv igjen. Vi anbefaler at du gjentar behandlingen hver fjerde til sjette uke for å sikre at huden holdes glatt. Tiden mellom behandlingene kan variere etter individuell gjenvekst av hår og forskjellige kroppsområder. Hvis for mange hår vokser ut mellom behandlingene, trenger du bare å korte ned tiden mellom behandlingene igjen, men ikke behandle et område oftere enn annenhver uke. Hvis du bruker apparatet oftere enn anbefalt, øker du ikke effektiviteten til behandlingen, men du øker risikoen for hudreaksjoner.
	Apparatet egner seg ikke for håret ditt eller hudfargen din.	Ikke bruk apparatet hvis kroppshåret ditt er lys blondt, rødt, grått eller hvitt. Du skal ikke bruke apparatet selv om huden din er veldig mørk.
Hår begynner å vokse ut igjen enkelte steder på de behandlede områdene.	Du hadde ikke nok overlapping da du brukte apparatet.	For å få et godt hårfjerningsresultat må du bruke nok overlapping når du bruker apparatet. Se kapittelet Bruke apparatet, avsnittet Videre bruk, trinn 9.
	Hår begynner å vokse ut igjen som del av hårets naturlige vekstsyklus.	Dette er normalt. Det er en del av hårets naturlige vekstsyklus at det begynner å vokse igjen. Håret som kommer tilbake, er likevel mykere og tynnere.

## Innehållsförteckning

Introduktion	109
Fördelar	109
IPL-teknik (Intense Pulsed Light) för hemmabruk	109
Hindrar håråterväxt effektivt, så att huden blir silkeslen	109
Skonsam behandling, även av känsliga kroppsdelar	110
Apparaten är sladdlös för att ge en bekvämare hantering	110
Batteri med lång hållbarhet för en komplett behandling av kroppen och ansiktet	110
Inga reservdelar, inga dolda kostnader	110
Så här fungerar Philips IPL-teknik	110
Hårväxt	110
Hårborttagning med ljus	110
Allmän beskrivning	111
Viktigt	111
Fara	111
Varning	112
Så här undviker du skador:	112
Försiktighet	112
Om du vill att din Philips Lumea Precision Plus ska hålla så länge som möjligt ska du tänka på följande:	112
Vem bör INTE använda Philips Lumea Precision Plus?	113
Kontraindikationer	113
Använd aldrig apparaten om du är gravid eller ammar:	113
Använd aldrig apparaten om du har olämplig hud- och/eller hårfärg, dvs.:	113
Använd aldrig apparaten om du lider av någon av följande sjukdomar:	113
Använd aldrig apparaten om du tar någon av följande mediciner:	113
Använd aldrig apparaten på följande områden:	114
Använd aldrig apparaten på solbränd hud, nyligen solad hud (de senaste 48 timmarna) eller hud med brun-utan-sol:	114
Elektromagnetiska fält (EMF)	114
Laddning	114
Förberedelser inför användning	115
Förbereda behandlingsområden	115
Ställa in ljusintensiteten	116
Rekommenderad ljusintensitet (1–5)	117
Viktigt	117
Råd vid solning	117
Använda apparaten	118
Välja rätt tillbehör	118
Första användning och hudtest	119
Efterföljande användning	119
Riktlinjer för behandling	122
Genomsnittlig behandlingstid	122
Avsedda behandlingsområden	122
Använd apparaten på benen	122
Använda apparaten i bikiniområdet	123
Använda apparaten i armhålorna	123
Använda apparaten i ansiktet (överläpp, haka, polisonger)	124

Så här får du det bästa resultatet	124
Underhållsfas	124
Möjliga biverkningar och hudreaktioner	125
Efter användning	125
Rengöring och underhåll	125
Förvaring	126
Miljön	127
Ta ur de laddningsbara batterierna	127
Garanti och support	128
Tekniska specifikationer	129
Felsökning	129

## Introduktion

Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Ljusbaserad hårborttagning är en av de mest effektiva metoderna för behandling av oönskad kroppsbehåring med långvarigt resultat. Den skiljer sig från andra hårborttagningsmetoder man använder hemma, eftersom återväxten minskas avsevärt. Philips har utvecklat den här metoden tillsammans med ledande dermatologer i över 10 år. Du kan nu använda den nyskapande tekniken bekvämt i hemmet, när och var du vill.

Den här apparaten har särskilt utformats och optimerats för användning av kvinnor; men även män kan använda den.

Med Philips Lumea Precision Plus kan du behandla oönskat hår över hela kroppen, däribland ansiktet (överläpp, haka och polisonger), med hjälp av tre anpassade tillbehör.

Philips Lumea Precision Plus ska endast användas av en person.

Mer information och instruktionsvideor om Philips Lumea Precision Plus finns på [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea). Besök vår webbplats regelbundet för att få uppdateringar.

## Fördelar

Med den här apparaten får du följande fördelar:

### **IPL-teknik (Intense Pulsed Light) för hemmabruk**

Philips Lumea Precision Plus använder en ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light). IPL har använts inom skönhetsbranschen för professionell hårborttagning de senaste femton åren. Med Philips Lumea Precision Plus kan du nu själv använda den här innovativa tekniken, säkert och effektivt i ditt eget hem.

### **Hindrar håraterväxt effektivt, så att huden blir silkeslen**

Den här metoden ger långvarig minskning av återväxten och silkeslen hud. Våra studier har visat en avsevärd hårminskning redan efter två behandlingar. Optimala resultat nås i allmänhet efter fyra till fem behandlingar. En reduktion i hårtätheten kan ses efter varje behandling. Hur snabbt effekten blir synlig, och hur länge resultaten varar, varierar från person till person. Mer information finns i avsnittet "Så här får du det bästa resultatet" i kapitlet "Använda apparaten".

### **Skonsam behandling, även av känsliga kroppsdelar**

Philips Lumea Precision Plus har utvecklats i nära samarbete med ledande dermatologer och har testats av över 2 000 kvinnor för att kunna ge en effektiv och skonsam behandling, även på de mest känsliga kroppsdelarna och i ansiktet.

### **Apparaten är sladdlös för att ge en bekvämare hantering**

Eftersom apparaten är batteridriven kan den tas med överallt, t.ex. när du reser.

### **Batteri med lång hållbarhet för en komplett behandling av kroppen och ansiktet**

Med ett fulladdat batteri kan du göra en komplett behandling av kroppen och ansiktet (överläppen, armhålorna, bikinilinjén och underbenen) utan avbrott för att ladda batteriet.\*


\*Baserat på de genomsnittliga behandlingstiderna för varje område och de rekommenderade ljusintensiteterna för en användare.

### **Inga reservdelar, inga dolda kostnader**

Philips Lumea Precision Plus har en mycket hållbar lampa som inte behöver bytas. Lampan kan generera över 140 000 blinkningar, vilket innebär att du bör kunna få samma goda resultat i mer än 5 år\* samtidigt som du slipper lägga pengar på dyra utbyteslampor.

\*Baserat på de genomsnittliga behandlingstiderna för varje område och de rekommenderade ljusintensiteterna för en användare.

### **Så här fungerar Philips IPL-teknik**



#### **Hårväxt**

Hur snabbt håret växer skiljer sig från person till person och beror på ålder, ämnesomsättning och andra faktorer. Allas hår växer däremot normalt i 3 faser:

#### **1 Tillväxtfasen (anagen fas)**


Håret växer aktivt från roten. I den här fasen är koncentrationen av melanin som högst. Melanin gör att håret pigmenteras, och melaninkoncentrationen avgör hur effektiv den här metoden är. Endast hår i tillväxtfasen kan behandlas med ljus.

#### **2 Degraderingsfas (katagen fas)**

Hårstrået slutar att växa och roten krymper ihop innan strået tappas.


#### **3 Vilofas (telogen fas)**


Det gamla håret separeras från hårsäcken och tappas. Hårsäcken förblir i vila tills den biologiska klockan aktiverar den igen så att ett nytt hår kan växa.



#### **Hårborttagning med ljus**

- Apparaten tar bort hår genom att värma upp hårstrået och roten under huden. Melaninet i hårstrået och hårroten absorberar de avgivna ljuspulseringarna. Ju mörkare håret är, desto mer ljus kan absorberas. Processen stimulerar hårstrået att övergå till vilofasen.
- Mellan behandlingarna faller håret av naturligt och återväxten hindras. Det kan ta en eller två veckor innan håret faller av.





- Fullständig hårborttagning kan inte uppnås med en enda behandling, eftersom bara hårstrån som befinner sig i tillväxtfasen är mottagliga för ljusbehandlingen. När du utför en behandling befinner sig hårstråna på det område som behandlas vanligtvis i olika faser i tillväxtcykeln. För att behandla alla hårstrån måste du därför upprepa behandlingen varannan vecka några gånger.

Ett integrerat optiskt filter gör att inget UV-ljus når huden, så apparaten skadar inte huden.

### Allmän beskrivning (Bild 5)

- 1 Ljusfönster med integrerat UV-filter
- 2 Tillbehör
  - A. Tillbehör för ansikte: passar alla kroppsdelar, inklusive överläpp, haka och polysonger
  - B. Tillbehör för kropp: passar alla kroppsdelar nedanför halsen
  - C. Tillbehör för bikiniområdet (endast SC2008): lämplig för bikiniområdet
- 3 Metallram inuti tillbehöret
- 4 Säkerhetssystem (säkerhetsring med kontaktreglage)
- 5 Blinkningsknapp
- 6 Intensitetslampor (1–5)
- 7 ▲ Knapp för att öka intensiteten
- 8 ▼ Knapp för att minska intensiteten
- 9 Laddningslampa för batteriet
- 10 På/av-knapp
- 11 Uttag
- 12 Lampa som anger att apparaten är klar att använda
- 13 Lufthål
- 14 Adapter
- 15 Liten kontakt

### Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

### Fara



- Vatten och elektricitet är en farlig kombination. Använd inte apparaten i våta miljöer (t.ex. nära badkar, dusch eller simbassäng).
- Utsätt inte apparaten och adaptern för väta.
- Om apparaten går sönder ska du inte vidröra någon inre del.
- För aldrig in föremål i apparaten.

## Varning

- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder; såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Apparaten är inte avsedd för användning av barn under 15 år.
- Tonåringar mellan 15 och 18 år kan använda apparaten med förälders/vårdnadshavares tillstånd eller hjälp. Vuxna från 19 år och uppåt kan använda apparaten obehindrat.
- Ladda apparaten endast med den medföljande adaptorn.
- Använd inte apparaten eller adaptorn om de är skadade.
- Adaptorn innehåller en transformator. Byt inte ut adaptorn mot någon annan typ av kontakt, eftersom fara då kan uppstå.
- Om adaptorn är skadad ska den alltid ersättas med en av originaltyp för att farliga situationer inte ska uppstå.
- Använd inte apparaten om ljusfönstrets UV-filter är trasigt.
- Använd inte tillbehöret för ansiktet eller bikiniområdet (endast SC2008) om dess filter är trasigt.

### Så här undviker du skador:

- Kontrollera att inget hindrar luftflödet genom ventilationshålen.
- Skydda apparaten mot kraftiga stötar och undvik att skaka eller tappa den.
- Om apparaten flyttas från väldigt låg till väldigt hög temperatur eller tvärtom bör du vänta i cirka 3 timmar innan du använder den.
- Förvara apparaten på en dammfri plats så förhindrar du att den blir dammig.
- Låt aldrig apparaten vara påslagen utan uppsikt. Stäng alltid av apparaten när du är klar med den.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller UV-strålning under längre tid.
- Rikta inte ljuset mot någon annan yta än huden. Det kan skada tillbehören och/eller ljusfönstret. Blinka endast med ljuset när apparaten är i kontakt med hud.

### Försiktighet

- Använd aldrig apparaten kring ögonen eller nära ögonbrynen. Det kan skada ögonen.
- Använd endast apparaten med inställningar som är lämpliga för din hudtyp. Om högre inställningar än de rekommenderade används kan risken för hudirritationer och biverkningar öka.
- Den här apparaten är endast avsedd för borttagning av oönskad kroppsbe håring från områden nedanför kindbenen med de medföljande tillbehören. Använd den inte i andra syften.

### Om du vill att din Philips Lumea Precision Plus ska hålla så länge som möjligt ska du tänka på följande:

- Utsätt inte apparaten för temperaturer lägre än 15 °C eller högre än 35 °C.
- Apparaten är utrustad med ett inbyggt överhettningsskydd. Om apparaten överhettas blir den tillfälligt obrukbar. Stäng inte av den utan låt den svalna under cirka 15 minuter innan du fortsätter behandlingen.
- Lämna alltid in apparaten till ett av Philips auktoriserat serviceombud för undersökning eller reparation. Om reparationer utförs av obehöriga personer kan det leda till mycket farliga situationer för användaren.
- Använd aldrig apparaten i något av de fall som tas upp i avsnittet "Kontraindikationer".

### Vem bör INTE använda Philips Lumea Precision Plus?

Philips Lumea Precision Plus lämpar sig inte för alla. Om något av följande stämmer in på dig bör du **inte** använda apparaten!

### Kontraindikationer

#### Använd aldrig apparaten om du är gravid eller ammar.

#### Använd aldrig apparaten om du har olämplig hud- och/eller hårfärg, dvs.:

- Om din naturliga hårfärg i behandlingsområdet är ljusblont, vitt, grått eller rött.
- Om du har hudtyp VI (du bränner dig sällan eller aldrig i solen och får mycket mörk färg vid solning; du har brunsvart hy eller mörkare). Om du tillhör denna grupp finns det stor risk för hudreaktioner; till exempel missfärgningar; kraftig rodnad eller brännskador när du använder Philips Lumea Precision Plus. Se även kapitlet "Använda apparaten", avsnittet "Möjliga biverkningar och hudreaktioner".

#### Använd aldrig apparaten om du lider av någon av följande sjukdomar:

- Om du lider av en hudsjukdom, t.ex. aktiv hudcancer; om du har haft hudcancer eller annan lokal cancer i de områden som ska behandlas.
- Om du har precancerösa lesioner eller flera onormala födelsemärken i de områden som ska behandlas.
- Om du har eller har haft någon kollagen sjukdom som t.ex. keloider (sjuklig ärrbildning) eller vet att du haft problem med svårläkta sår.
- Om du har eller har haft en vaskulär sjukdom, såsom åderbräck eller vaskulär ektasi, i de områden du tänker behandla.
- Om din hud är ljuskänslig och lätt utvecklar utslag eller allergiska reaktioner.
- Om du har infektion, eksem, brännskada, hårsäcksinflammation, öppet sår; skavsår; herpes simplex, sår eller andra skador och blåmärken i de områden du tänker behandla.
- Om du opererats på de områden som ska behandlas.
- Om du har epilepsi med anfall som kan utlösas av blinkande ljus.
- Om du har diabetes, lupus erythematoses, porfyri eller hjärtsvikt.
- Om du har någon blödarsjukdom.
- Om du har haft någon immunsuppressiv sjukdom (inklusive HIV-infektion eller AIDS).

#### Använd aldrig apparaten om du tar någon av följande mediciner:

- Om du för närvarande behandlar huden, eller nyligen har behandlat huden, med Alfa-Hydroxy-syror (AHA), Beta-Hydroxy-syror (BHA), topisk isotretinoin eller azelainsyra.
- Om du har behandlats med någon form av isotretinoin (Accutane® eller Roaccutane®) under de senaste sex månaderna. Sådan behandling kan göra huden mer känslig för skrapning, sår och irritation.
- Om du använder smärtstillande medicin, vilket minskar känsligheten för värme.
- Om du använder fotosensibiliserande ämnen eller mediciner läser du bipacksedeln i medicinförpackningen och använder aldrig apparaten om det framgår att det kan orsaka fotoallergiska reaktioner, fototoxiska reaktioner eller om du måste undvika solen när du tar den här medicinen.

- Om du tar antikoaguleringsmedicin, inklusive omfattande användning av aspirin, på ett sätt som inte medger ett minst en vecka långt behandlingsuppehåll innan du använder apparaten.
- Om du tar immunsuppressiva läkemedel.

### **Använd aldrig apparaten på följande områden:**

- Omkring ögonen eller nära ögonbrynen.
- På bröstvårtor; vårtgårdar; inre blygdläppar; slida, anus eller insidan av näsborrar och öron.
- Män ska inte använda apparaten på pungen eller i ansiktet.
- Över eller i närheten av artificiella föremål i eller utanpå kroppen, t.ex. silikonimplantat, pacemakers, subkutana injektionsportar (insulindispenser) eller piercingar.
- På födelsemärken, fräcknar; större vener; områden med mörkare pigment, ärr eller hudavvikelse utan att först rådfråga läkare. Ljusbehandlingen kan leda till brännskador och färgförändringar, vilket kan göra det svårare att identifiera hudrelaterade sjukdomar (t.ex. hudcancer).
- På vårtor; tatueringar eller permanent makeup. Behandlingen kan orsaka brännskador och färgförändringar i huden (hypopigmentering eller hyperpigmentering).
- På områden där du använder långtidsverkande deodorant. Behandlingen kan orsaka hudreaktioner. Se kapitlet "Använda apparaten", avsnitt "Möjliga biverkningar och hudreaktioner".

### **Använd aldrig apparaten på solbränd hud, nyligen solad hud (de senaste 48 timmarna) eller hud med brun-utan-sol:**

- Alla typer av solbränna kan inverka på behandlingens säkerhet. Det gäller när du utsätter dig för naturligt solljus såväl som för artificiella solningsmetoder som brun-utan-sol-krämer; solarier o.s.v. Om du är solbränd eller planerar att sola kan du läsa kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnitt "Råd vid solning".

*Obs! Den här listan är inte komplett. Om du är inte är säker på om du kan använda apparaten rekommenderar vi att du rådfrågar en läkare.*

### **Elektromagnetiska fält (EMF)**

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.


### **Laddning**

Ladda batterierna helt innan du använder apparaten första gången och när batterierna laddats ur. Det tar upp till 1 timme och 40 minuter att ladda batterierna helt.


Ladda apparaten om laddningslampan lyser orange under användning, vilket visar att batteriet är svagt och snart är slut.

Fulladdade batterier ger minst 370 blinkningar med ljusintensitet 5.

Ladda batteriet helt var tredje eller fjärde månad, även om du inte använt apparaten på länge.

**Så här laddar du apparaten:**

- 1 Stäng av apparaten.



- 2 Sätt in den lilla kontakten i apparaten och anslut adaptern till ett vägguttag.
  - Laddningslampan blinkar med grönt ljus för att visa att apparaten laddas.
  - När batterierna är helt laddade lyser laddningslampan med fast grönt sken.

Obs!

- Adaptorn och apparaten känns varma under laddning. Det är normalt.
- Det går inte att använda apparaten under laddning.
- Apparaten är försedd med ett överhettningsskydd, och laddas inte om rumstemperaturen överskrider 40 °C.

Täck inte apparaten eller adaptern under pågående laddning.

- 3 Ta ur adaptern ur vägguttaget och dra ut den lilla kontakten ur apparaten.

## Förberedelser inför användning

För att få ett så bra resultat som möjligt förbereder du de områden som ska behandlas.

### Förbereda behandlingsområden


- 1 Raka behandlingsområdena så länge som håret växer tillbaka.

*Obs! Om din senaste hårborttagningsmetod innebar borttagning av hår från rötterna (t.ex. epilering, vaxning) ska du vänta tills håråterväxten märks tydligt innan du använder Philips Lumea Precision Plus. Använd inte hårborttagningskrämer istället för rakning.*

**Observera att behandling av ett orakat eller slarvigt rakat område medför en rad olika oönskade konsekvenser:**

- Ljusfönstret och tillbehör kan kontamineras av hårstrån och smuts. Kontaminerade ljusfönster och tillbehör kan reducera apparatens livslängd och effektivitet. Dessutom kan svarta områden på ljusfönster och tillbehör som orsakats av kontaminering göra att behandlingen blir plågsam eller att huden rodnar eller missfärgas.
- Hår på huden kan brännas, vilket kan leda till en otrevligt lugt.

- 2 Tvätta huden och se till att den är helt torr, fri från hår och oljiga ämnen (som bl.a. finns i kosmetiska produkter som deodoranter, krämer, parfymer, brun-utan-sol-krämer och solskyddsprodukter).



- 3** Kontrollera apparaten, särskilt ljusfönstret och tillbehöret, och se om hår, damm eller fibrer har fastnat. Om du ser smuts rengör du apparaten i enlighet med anvisningarna i kapitlet “Rengöring och underhåll”.

Obs!

- Om du får sår eller blåmärken av rakning kan din hud vara känsligare, och ljusbehandlingen kan emellanåt kännas obehaglig.
- Så snart håren slutat växa tillbaka, vilket i regel sker efter 4–5 behandlingar, behöver du inte raka huden före behandling.

### Ställa in ljusintensiteten

Philips Lumea Precision Plus har utvecklats för konsumentanvändning hemma och kan därför inte jämföras med professionella ljusbaserade apparater med avseende på smärta. Ljuspulserna som Philips Lumea Precision Plus avger är skonsammare än de som kommer från professionella apparater, och därför kan du förvänta dig en **behaglig** och **effektiv** behandling.

Du måste ställa in ljusintensiteten efter hudtyp och hårfärg och dessutom anpassa nivån efter vad som känns behagligt.

Tabellen nedan med rekommenderade ljusintensiteter hjälper dig att välja rätt ljusintensitet.

- 1** Använd tabellen nedan för att fastställa vilken intensitet som passar din hud och hårfärg bäst och för att kontrollera om du kan använda den här metoden över huvud taget (om ljusbehandling inte är lämplig anges detta med ett x i tabellen).
- 2** Varje kroppsdel, och möjligen även delar av kroppsdelar, kan behöva en egen ljusintensitet enligt tabellen med rekommenderade ljusintensiteter nedan. Metoden är effektivare vid högre intensitet, men du bör minska ljusintensiteten om du upplever smärta eller obehag.

*Obs! Olika ljusintensiteter kan behövas för olika kroppsdelar eftersom hudfärgen varierar. Huden på underbenen kan till exempel vara mörkare än huden i armhålorna eftersom den oftare utsätts för sol.*

Personer med mörk hud löper högre risk att få irriterad hud eftersom huden absorberar mer ljus. Därför rekommenderas en lägre intensitet för personer med mörk hud.

Ljuspulsen kan kännas varm eller het mot huden, men den ska aldrig vara smärtsam. Läs om hur du förhindrar hudreaktioner i kapitlet “Använda apparaten”, avsnittet “Möjliga biverkningar och hudreaktioner”.

## Rekommenderad ljusintensitet (1–5)

I tabellen nedan betyder ett x att apparaten inte är lämplig för dig.

Hudens färg och egenskaper:	Vit (bränns alltid i solen, blir aldrig brun vid solning)	Beige (bränns lätt i solen, blir lite brun vid solning)	Ljusbrun (bränns ibland i solen, får fin brun färg vid solning)	Mellanbrun (bränns sällan i solen, får snabbt en fin, brun färg vid solning)	Mörkbrun (bränns sällan i solen, får lätt fin brun färg vid solning)	Brunsvart eller mörkare (bränns aldrig i solen, mycket mörk färg vid solning)
-----------------------------	---	---	---	--	--	---

Färg på kroppshår:

mörkblond/ ljusbrun/brun/ mörkbrun/svart	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
vit/grå/röd/ ljusblond	x	x	x	x	x	x

### Viktigt

Ta reda på om Philips Lumea Precision Plus är lämplig för dig genom att läsa avsnittet "Vem bör INTE använda Philips Lumea Precision Plus?".

Om huden har utsatts för naturligt solljus eller konstgjord solning kanske den är mörkare än under föregående behandling. Kontrollera tabellen ovan när du ska avgöra vilka inställningar som passar för din hudfärg.

### Råd vid solning

#### Solning före behandling

- Om huden är solbränd ska du göra ett hudtest (se kapitlet "Använda apparaten", avsnittet "Första användningen") på området som ska behandlas för att avgöra vilken ljusintensitet du ska välja. Om du inte gör det kan du få hudreaktioner efter behandlingen med Philips Lumea Precision Plus.
- Vänta i minst 48 timmar efter solning innan du använder apparaten. Solning kan orsaka att huden blir mörkare (solbränd) och/eller att du bränner dig (huden blir röd).
- Efter 48 timmar kontrollerar du om huden fortfarande är röd. Använd inte Philips Lumea Precision Plus så länge huden är röd.
- När solsvedan har försvunnit gör du ett hudtest (se kapitlet "Använda apparaten", avsnittet "Första användningen") på området som ska behandlas för att hitta lämplig ljusintensitet.

#### Solning efter behandling

- Vänta i minst 24 timmar efter behandling innan du utsätter behandlade områden för solljus. Till och med efter 24 timmar ska du kontrollera att den behandlade huden inte längre är röd efter behandlingen innan du utsätter den för solljus.
- Skydda behandlade områden när du går ut i solen, eller använd solskydd (SPF 30 +) i två veckor efter behandling.
- Om behandlade områden utsätts för solljus utan skydd direkt efter behandling kan risken för bieffekter och hudreaktioner öka och hudreaktioner. Se kapitlet "Använda apparaten", avsnitt "Möjliga biverkningar och hudreaktioner".

**Solning med artificiellt ljus**

- Följ anvisningarna i "Solning före behandling" och "Solning efter behandling" ovan.

**Använda brun-utan-sol-krämer**


- Om du har använt en brun-utan-sol-kräm ska du vänta tills den artificiella solbrännan har försvunnit helt innan du använder Philips Lumea Precision Plus.

*Obs! Om du vill ha mer information om önskade hudreaktioner kan du läsa kapitlet "Använda apparaten", avsnittet "Möjliga biverkningar och hudreaktioner".*

**Använda apparaten**


Kontrollera tabellen med rekommenderad ljusintensitet i kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnitt "Ställa in ljusintensiteten" och avgör vilken ljusintensitet som bäst passar din hud- och kroppshårfärg. Använd apparaten i ett **väl upplyst** rum, det gör att blinkningarna inte upplevs lika ljusstarka. Raka området du tänker behandla innan du använder apparaten (se kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnitt "Förbereda behandlingsområden").

Om behandlingen blir olidligt smärtsam kan du sänka ljusintensiteten tills behandlingen känns bra igen. Om du märker att du utvecklar större hudreaktioner än en svag rodnad avslutar du behandlingen omedelbart och läser avsnittet "Möjliga biverkningar och hudreaktioner" i det här kapitlet.

**Välja rätt tillbehör****- Kroppstillbehör**


Kroppsbehandlingstillbehöret kan användas för behandling av önskad hårväxt på alla kroppsdelar nedanför halsen (läs om undantag i kapitlet "Viktigt", avsnittet "Kontraindikationer"). Kroppsbehandlingstillbehöret kan täcka ett område på 4 cm<sup>2</sup> och har utformats för att det ska gå snabbare att behandla ben och andra större områden.

Använd inte kroppstillbehöret i ansiktet.

**- Tillbehör för ansiktet**

Tillbehöret för ansiktet har ett extra inbyggt ljusfilter och kan användas för extra säker behandling av önskat ansiktshår på överläpp, haka och polisonger. Det kan även användas till andra känsliga områden på kroppen, till exempel armhålorna och bikiniområdet, eller svåråtkomliga ställen.


Använd aldrig apparaten i området runt ögonen eller ögonbrynen.

**- Tillbehör för bikiniområdet (endast SC2008)**

Tillbehöret för bikiniområdet har ett särskilt filter för behandling av bikiniområdet. Tillbehöret har framtagits för att ge effektiv hårminskning i bikiniområdet. Det har utformats särskilt för att bort de grova hårstrån som växer i det området. Du kan även använda tillbehöret för bikiniområdet i armhålorna.

Använd inte tillbehöret för bikiniområdet i ansiktet.


## Första användning och hudtest



**1** Välj det tillbehör som passar det område du tänker behandla.


**2** Välj ett område nära det område du tänker behandla.

*Obs! Innan du använder apparaten på överläpp, haka eller polisorger ska du välja ett område utan födelsemärken eller hår under örat för att utföra hudtestet.*



**3** Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen.

Apparaten startar alltid automatiskt på den lägsta inställningen.



**4** Utför en blinkning på den lägsta rekommenderade intensiteten för din hudtyp (för instruktioner om att utföra en blinkning, se steg 6 till 9 i avsnittet "Efterföljande användning" i det här kapitlet).

**5** Så länge som det känns bra (inte smärtsamt) kan du öka inställningen med en nivå inom det rekommenderade intervallet för din hudtyp och avge en blinkning för varje inställning. Blinka inte mer än en gång på samma punkt.


**6** Efter hudtestet väntar du i 24 timmar och kontrollerar om någon reaktion har uppstått på huden. Om huden uppvisar reaktioner väljer du den högsta inställningen som inte gav upphov till någon hudreaktion nästa gång.

När du använder apparaten första gången rekommenderar vi att du gör ett hudtest på området som ska behandlas för att kontrollera hur huden reagerar på behandlingen och för att vänja den vid den ljusbaserade behandlingen.

## Efterföljande användning


**1** Före varje behandling rengör du tillbehören, ljusfönstret och metallramen inuti tillbehören på Philips Lumea Precision Plus. Mer information finns i kapitlet "Rengöring och underhåll".

**2** Välj det tillbehör som passar det område du tänker behandla.




**3** Tryck på på-/av-knappen för att slå på apparaten.

*Obs! Det är normalt att apparaten och tillbehöret blir varmt under användning.*




**4** Börja varje behandling genom att mycket noggrant välja ljusintensitet, baserat på hur känslig huden är för tillfället och vad som känns bra.

Huden kan reagera på olika sätt olika dagar eller vid olika tillfällen av en rad anledningar, speciellt efter solning. Mer information finns i avsnittet "Möjliga biverkningar och hudreaktioner" i det här kapitlet.




**5** Tryck på knappen ▲ om du vill öka intensiteten. Om du vill minska intensiteten trycker du på knappen ▼.

► Varje gång du trycker på knappen börjar motsvarande intensitetslampa att blinka. Det tar några sekunder.




**6** Placera apparaten i 90 graders vinkel mot huden så att tillbehöret och säkerhetsringen kommer i kontakt med huden.




**7** Tryck på säkerhetsringen så att den får kontakt med huden med ett visst tryck.

*Obs! På säkerhetsringen finns kontakttreglage som utgör apparatens säkerhetssystem. Dessa hindrar att blinkningar avges när apparaten inte har kontakt med huden.*




- Lampan som anger att apparaten är klar att användas på baksidan av apparaten lyser grönt när alla kontaktreglage på säkerhetsringen är i kontakt med huden och enheten är laddad. Det kan dröja några sekunder.

*Tips: Apparaten är enklare att använda om du sträcker ut huden som ska behandlas. Om huden är mjuk kan du behöva trycka hårdare så att alla kontaktreglage trycks in.*



- 8 Tryck på blinkningsknappen för att utlösa en blinkning. Nästa blinkning utlöser du på ett av följande två sätt:



- A Håll blinkningsknappen nedtryckt. Apparaten fortsätter att ge ifrån sig blinkningar så länge som säkerhetsringen är helt i kontakt med huden. När apparaten har gett ifrån sig en blinkning för du den genast till nästa område. Se till att säkerhetsringen är helt i kontakt med huden. Den här "för och blinka-metoden" lämpar sig särskilt bra vid behandling av benen och andra större områden.
- B Släpp blinkningsknappen efter varje blinkning. Placera apparaten på området intill det område där föregående blinkning gjordes. Se till att säkerhetsringen är helt i kontakt med huden. Med den här "flytta och blinka-metoden" kan du få en mer exakt behandling av t.ex. överläppen, knäna eller vristerna.

*Obs! Efter några sekunder är apparaten redo att ge ifrån sig en ny blinkning, så se till att du flyttar den till nästa område så fort som den har gett ifrån sig en blinkning.*


Behandla inte exakt samma område flera gånger under samma tillfälle. Det gör inte behandlingen effektivare, men däremot ökar risken för hudreaktioner.

*Obs! Det ljus som syns under behandlingen reflekteras från huden och är oskadligt för ögonen. Skyddsglasögon behövs inte.*

- 9 För att täcka alla områden bör du se till att de behandlade områdena överlappar varandra något. Det är endast det ljus som kommer direkt ut ur fönstret som är verksamt. Se därför till att blinkningarna avges nära varandra.

- 10 Stäng av apparaten när behandlingen är klar.

- 11 Kontrollera om det finns hår och smuts på ljusfönstret och tillbehöret, och rengör apparaten efter användning. Se kapitlet "Rengöring och underhåll".



## Riktlinjer för behandling

### Genomsnittlig behandlingstid

Område	Behandlingstid (ca)	Rekommenderat tillbehör, SC2006
Armhålor	1 minut per armhåla	Tillbehör för kroppen/ansiktet
Bikini linjen	1 minut per sida	Tillbehör för kroppen/ansiktet
Hela bikiniområdet	4 minuter	Tillbehör för kroppen/ansiktet
Underbenet	8 minuter	Kroppstillbehör
Hela benet	14 minuter	Kroppstillbehör
Överläpp/haka/polisonger	1 minut	Tillbehör för ansiktet

Område	Behandlingstid (ca)	Rekommenderat tillbehör, SC2008
Armhålor	1 minut per armhåla	Tillbehör för kroppen/bikiniområdet
Bikini linjen	1 minut per sida	Tillbehör för bikiniområdet
Hela bikiniområdet	4 minuter	Tillbehör för bikiniområdet
Underbenet	8 minuter	Kroppstillbehör
Hela benet	14 minuter	Kroppstillbehör
Överläpp/haka/polisonger	1 minut	Tillbehör för ansiktet

*Obs! De genomsnittliga behandlingstiderna ovan har studerats under forskning och tester. Individuella behandlingstider kan variera från person till person.*

*Obs! Fulladdade batterier ger minst 370 blinkningar med intensitet 5. Hur länge du kan använda apparaten beror på hur stort det behandlade området är och vilken intensitet du använder.*

### Avsedda behandlingsområden


Apparaten är avsedd för behandling av oönskat hår på överläpp, haka, polisonger; armhålor; armar; mage; bikiniområde och ben.

### Använd apparaten på benen

Kontrollera rekommenderad ljusintensitet i kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnitt "Ställa in ljusintensiteten" och se vilken inställning som passar dina ben.

- Du kan föra apparaten uppåt och nedåt eller i sidled över benet, välj det som känns bäst för dig.

*Obs! Beniga områden som skenben och fotleder är känsligare än andra kroppsdelar. Om du trycker tillbehöret för hårt mot dessa områden kan irritationer och rodnad lättare uppstå på huden. Läs avsnittet "Möjliga biverkningar och hudreaktioner" i det här kapitlet. Tryck bara tillbehöret mot huden så hårt som det krävs för att tända lampan som anger att apparaten är klar att användas, men inte hårdare än så.*



**Tips: Apparaten kan lämna avtryck på huden i de behandlade områdena. Avtrycken visar var du kan överlappa de behandlade områdena.**

Ett fulladdat batteri räcker till en hel kropps- och ansiktsbehandling (överläpp, armhålor, bikinilinj och underben) i ett svep.\* Om du ska behandla båda dina underben och dina låår måste du kanske ladda apparaten under behandlingen. Det är helt normalt. Hur länge kan du använda apparaten beror på behandlingsområdets storlek och den valda intensiteten.

\*Baserat på de genomsnittliga behandlingstiderna för varje område och de rekommenderade ljusintensiteterna för en användare.

**Tips: Många kombinerar benbehandlingar med andra aktiviteter hemma som att titta på TV eller lyssna på musik. Du kan också prova det för att göra behandlingen trevligare och mer avkopplande.**

**Använda apparaten i bikiniområdet**

Kontrollera rekommenderad ljusintensitet i kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnitt "Ställa in ljusintensiteten", och se vilken inställning som passar ditt bikiniområde.

I princip är Philips Lumea Precision Plus tillräckligt säker och skonsam för att du ska kunna behandla hela bikiniområdet. Endast för SC2008: använd tillbehöret för bikiniområdet när du behandlar det här området. Använd en lägre inställning på mörkare pigmenterad, mer känslig hud i bikiniområdet. Använd inte apparaten på inre blygdläppar, slida eller anus. Män som vill behandla pubesområdet ska inte använda apparaten på pungen.

**Obs! Av hygieniskäl ska du alltid rengöra tillbehöret innan du påbörjar behandling av en annan kroppsdel.**

**Använda apparaten i armhålorna**

Kontrollera rekommenderad ljusintensitet i kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnitt "Ställa in ljusintensiteten" och se vilken inställning som passar dina armhålor.

Se till att du tar bort eventuell deodorant, parfym, kräm eller annan hudvårdsprodukt från armhålorna före behandling.



*Tips: För bästa resultat i armhålorna ska du stå framför en spegel så att du ser området som ska behandlas och lampan som anger att apparaten kan användas. Höj armen och placera handen bakom nacken så att du spänner huden i armhålan. På så sätt kan du lättare trycka ned säkerhetsringen mot huden, så att behandlingen lättare kan utföras.*

*Obs! Det reflekterade ljuset skadar inte ögonen. Om det spridda ljuset är obehagligt kan du stänga ögonen när du utför en blinkning.*

### **Använda apparaten i ansiktet (överläpp, haka, polisonger)**

Kontrollera rekommenderad ljusintensitet i kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnitt "Ställa in ljusintensiteten", och se vilken inställning som passar ditt ansikte (överläpp, haka, polisonger).

Använd alltid **tillbehöret för ansiktet** när du behandlar överläpp, haka och polisonger. Använd aldrig apparaten vid ögonen eller nära ögonbrynen. När du behandlar överläpp, haka eller polisonger ska du se till att du inte utsätter ansiktet för direkt solljus under 24 timmar efter behandlingen. Använd solskydd (SPF 30 +) i två veckor efter behandlingen när du utsätter ansiktet för direkt solljus.



*Tips: Du får bästa resultat på överläpp, haka och polisonger om du står framför en spegel, så att du ser området som ska behandlas och lampan som anger att apparaten kan användas.*

*Tips: På grund av käkens kontur kan det vara svårt att få säkerhetsringen i full kontakt med huden och att utföra en blinkning. Det kan gå enklare om du lägger tungan mellan tänderna och överläppen eller blåser ut kinderna.*

*Tips: Det reflekterade ljuset skadar inte ögonen. Om det spridda ljuset är obehagligt kan du stänga ögonen när du utför en blinkning.*

### **Så här får du det bästa resultatet**

- Det är normalt att hår fortfarande syns efter de första behandlingarna (mer information finns i kapitlet "Viktigt", avsnittet "Hårborttagning med ljus").
- För att få bort alla hårstrån med lyckat resultat och förhindra att hårsäcken blir aktiv igen ska du upprepa behandlingen varannan vecka i två månader. Efter den perioden bör huden vara slät och hårfri. Läs om hur du upprätthåller resultatet i avsnittet "Underhållsfas".

### **Underhållsfas**

- Se till att huden förblir slät och hårfri genom att upprepa behandlingen med fyra till åtta veckors mellanrum. Tiden mellan behandlingarna kan variera beroende på din håråterväxt och vilken kroppsdel som behandlas. Om du tycker att för mycket hår växer ut mellan behandlingarna utför du helt enkelt tätare behandlingar, men behandla inte något område oftare än varannan vecka. Om du använder apparaten oftare än vad som rekommenderas ökar inte effektiviteten, men däremot ökar risken för hudreaktioner.

## Möjliga biverkningar och hudreaktioner

### Vanliga hudreaktioner:

- Huden kan uppvisa lätt rodnad och kan sticka eller kännas varm. Den här reaktionen är helt ofarlig och försvinner snabbt.
- En hudreaktion som påminner om solsveda kan uppstå på det behandlade området en kort stund. Om den inte försvinner inom 3 dagar rekommenderar vi att du kontaktar en läkare.
- Torr hud och klåda kan uppstå på grund av kombinationen rakning och ljusbehandling. Det är ofarligt och försvinner inom några dagar. Du kan svalka området med en kylklamp eller blöt tvättlapp. Om torrheten kvarstår kan du smörja det behandlade området med en oparfymerad fuktkräm 24 timmar efter behandlingen.

### Sällsynta bieffekter:

- Brännskador; kraftig rodnad och svullnad: de här reaktionerna är mycket ovanliga. De uppstår till följd av en för hög ljusintensitet för din hudfärg. Om reaktionerna inte försvinner inom 3 dagar rekommenderar vi att du kontaktar en läkare. Vänta med nästa behandling tills huden har läkt helt och se till att du använder en lägre ljusintensitet.
- Missfärgning av huden: det här är mycket ovanligt. Missfärgning av huden yttrar sig som en fläck som är mörkare (hyperpigmentering) eller ljusare (hypopigmentering) än den omgivande huden. Missfärgningen beror på att du har använt för hög ljusintensitet för din hudfärg. Om missfärgningen inte försvinner inom 2 veckor rekommenderar vi att du kontaktar en läkare. Behandla inte det missfärgade området förrän missfärgningen har försvunnit och huden har återfått sin normala färg.
- Hudinfektion och -inflammation: Det här sker mycket sällan och kan orsakas av att apparaten används på ett sår eller en skräma som uppstått vid rakning, på ett redan befintligt sår eller på invuxna hårstrån.
- Onormalt stark smärta: en stark smärta kan uppstå under eller efter behandling om du har använt apparaten på orakad hud, eller om du använder en ljusintensitet som är för hög för din hudfärg, om du blinkar mot samma område mer än en gång och om du använder apparaten på öppna sår; inflammerade eller infekterade områden, tatueringar; brännskador o.s.v. Mer information finns i kapitlet "Viktigt", avsnittet "Kontraindikationer".

### Efter användning

- Stryk inte på parfymerade skönhetsmedel på behandlade områden direkt efter behandlingen.
- Använd inte deodorant direkt efter behandling av armhålorna. Vänta tills eventuell hudrodnad har försvunnit helt.
- Mer information om solning och artificiell solning finns i kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnittet "Råd vid solning".

## Rengöring och underhåll

För att säkerställa optimala resultat och att apparaten håller länge ska du rengöra den före och efter varje behandling och, om så behövs, även under behandlingen. Apparaten förlorar sin effektivitet om du inte rengör den ordentligt.

Rengör aldrig apparaten eller dess delar under vattenkranen eller i diskmaskinen.

Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensen eller aceton till att rengöra enheten.

Skrapa aldrig på ljusfönstret eller den metalliska ramen inuti tillbehören.

*Obs! Se till att kontaktreglagen på säkerhetsringen inte blockeras av smuts.*

*Obs! Använd inte apparaten när det inte längre går att rengöra ljusfönstret eller tillbehören. I kapitlet "Beställa tillbehör" kan du läsa om reservdelar.*

- 1 Stäng av apparaten omedelbart och låt den svalna.

*Obs! Ljusfönstret blir varmt under användning. Låt det svalna innan du rengör det.*

- 2 När du ska ta bort tillbehöret för du in fingrarna i skårorna högst upp och längst ned och drar försiktigt. Tillbehöret bör lossna utan problem.

- 3 Fukta den mjuka trasan som medföljde apparaten med några vattendroppar och använd den för att rengöra följande delar:




- ljusfönstret
- utsidan av tillbehören
- metallramen inuti tillbehören
- det rödaktiga filterglaset inuti tillbehöret för ansiktet

*Obs! Om det inte blir riktigt rent med bara vatten kan du använda några droppar alkohol med hög procentsats för att rengöra delarna som nämndes ovan.*

*Obs! Ett smutsigt ljusfönster och/eller tillbehör kan se ut som det på den här bilden. Se till att du rengör apparaten före och efter användning och, om så behövs, även under behandlingen i enlighet med anvisningarna i det här avsnittet.*

*Tips: Om det inte längre går att rengöra tillbehörens kanter med den medföljande rengöringsduken kan du använda en bomullstopp i stället. Se till att inget ludd och inga fibrer fastnar på tillbehören eller ljusfönstret.*

- 4 Vid behov rengör du utsidan av apparaten med den torra, mjuka rengöringstrasan som medföljde apparaten.



## Förvaring

- 1 Stäng av apparaten omedelbart, koppla ur den från uttaget och låt den svalna.
- 2 Rengör apparaten innan du ställer undan den.
- 3 Förvara apparaten på en dammfri, torr plats med en temperatur på mellan 0 °C och 60 °C.

## Miljön



- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön.






- De inbyggda laddningsbara batterierna innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur batterierna innan du kasserar apparaten och lämna in den vid en officiell återvinningsstation. Lämna batterierna vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batterierna kan du också ta med apparaten till ett Philips-serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batterierna och kassera dem på ett miljövänligt sätt.

### Ta ur de laddningsbara batterierna


Ta endast ur de laddningsbara batterierna om de är helt uttjänta.

- 1 Koppla bort apparaten från adaptorn.
- 2 Låt apparaten vara igång tills batterierna är helt tomma. Starta apparaten och utlös blinkningar tills det inte längre går att starta apparaten.
- 3 För in en syl eller annat spetsigt föremål i apparatens nedre lock och ta bort det nedre locket.
- 4 Lossa de två skruvarna på handtagets undersida med en skruvmejsel.







- 5 Ta bort den nedre delen av handtaget och skär av de två kablarna som ansluter den nedre delen till apparaten.



- 6 Dra batterikontakterna av batteripolerna med en tång.



- 7 Dra ut de laddningsbara batterierna ur apparaten med en tång.



- 8 Skär av de två kablarna, en i taget, för att försäkra dig om att det inte sker några missöden på grund av eventuell kvarvarande laddning.

### Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du gå till [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller läsa garantibroschyren.

## Tekniska specifikationer

### Modell SC2006

Märkspänning	100V–240V
Märkfrekvens	50 Hz–60 Hz
Nominell ineffekt	7,5 W
Skydd mot elektriska stötar	Klass II 
Skyddsklass	IP 30 (EN 60529)
Driftförhållanden	Temperatur: +15 till +35 °C Relativ luftfuktighet: 25 % till 95 %
Förvaringsförhållanden	Temperatur: 0 till +60 °C Relativ luftfuktighet: 5 % till 95 %
Spektrum för kroppstillbehör	>570 nm
Spektrum för tillbehör för ansiktet	>600 nm
Spektrum för tillbehör för bikiniområdet	>570 nm
Litiumjonbatteri	2 x 3,7V, 1 500 mAh

## Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) och läsa svaren på vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte.	De laddningsbara batterierna är tomma.	Ladda apparaten (se kapitlet Laddning).
	Apparaten fungerar inte.	Kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Apparaten stängs plötsligt av.	De laddningsbara batterierna är tomma.	Ladda apparaten (se kapitlet Laddning).
Adaptorn blir varm under laddningen.	Det är normalt.	Ingen åtgärd krävs.
Laddningslampan tänds inte när jag sätter in den lilla kontakten i uttaget på apparaten.	Du har inte anslutit adaptorn till ett vägguttag.	Sätt in den lilla kontakten i apparaten och anslut adaptorn till ett vägguttag.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Vägguttaget ger ingen ström.	Anslut en annan apparat till vägguttaget för att se om det finns någon ström i vägguttaget. Om det finns ström i uttaget, men apparaten ändå inte laddas kontaktar du kundtjänsten i ditt land, din Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
	Du har inte anslutit adaptern korrekt till ett vägguttag och/eller så är den lilla kontakten inte korrekt ansluten till apparaten.	Kontrollera att adaptern är korrekt ansluten till ett vägguttag och/eller att den lilla kontakten är korrekt ansluten till apparaten.
	Apparaten fungerar inte.	Kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Jag har satt på apparaten men kan inte reglera ljusintensiteten.	Apparaten måste återställas.	Du återställer apparaten genom att stänga av och slå på den. Om du inte kan ställa in intensiteten efter återställningen kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Lampan som visar att apparaten är klar att använda tänds inte när jag placerar apparaten mot huden.	Du har inte lagt tillbehöret med säkerhetsringen på rätt sätt mot huden.	Placera apparaten i 90 graders vinkel mot huden så att alla kontaktreglage är i kontakt med huden. Kontrollera sedan att lampan som visar att apparaten kan användas lyser, och tryck på blinkningsknappen.
		Om detta inte fungerar placerar du apparaten mot en del av kroppen där det är lättare att få kontakt med huden, till exempel mot underarmen. Kontrollera sedan om lampan tänds. Om den inte gör det kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
	Säkerhetsringen är smutsig.	Rengör säkerhetsringen försiktigt. Om du inte lyckas få säkerhetsringen ren kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud och ber att få byta tillbehöret.
Lampan som visar att apparaten är klar att använda tänds inte när jag placerar tillbehöret mot huden, men kylfläkten fungerar.	Överhettningsskyddet är aktiverat.	När överhettningsskyddet är aktiverat fortsätter fläkten att gå. Stäng inte av apparaten utan låt den svalna under cirka 15 minuter innan du använder den igen. Om lampan därefter inte tänds när du placerar apparaten mot huden kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Lampan visar att apparaten är klar att använda men jag kan ändå inte få den att blinka.	Apparaten måste återställas.	Du återställer apparaten genom att stänga av och slå på den. Om lampan visar att apparaten är klar att använda efter återställningen men du ändå inte kan få den att blinka kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Apparaten blir varm under användning.	Det är normalt.	Ingen åtgärd krävs.
Apparaten visar inte ljusintensitet 1 när den slås på.	Apparaten måste återställas.	Du återställer apparaten genom att stänga av och slå på den. Om den efter återställningen inte visar ljusintensitet 1 kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Apparaten avger en konstig lukt.	Tillbehöret och/eller filterglaset är smutsigt.	Rengör tillbehöret försiktigt. Om du inte lyckas få tillbehöret rent kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud och ber att få byta tillbehöret.
	Du har inte rakat behandlingsområdet.	Om det finns hår på det område som ska behandlas kan dessa hårstrån brännas när du använder apparaten. Som en följd därav kan du känna en konstig lukt. Raka området som ska behandlas ordentligt innan du använder apparaten. Om rakning orsakar hudirritation trimmar du håret så kort som möjligt och använder en inställning som känns bra.
	Du har förvarat apparaten i en dammig miljö.	Den konstiga lukten försvinner efter några blinkningar.
Huden är känsligare än normalt under behandlingen.	Du använder en ljusintensitet som är för hög.	Kontrollera att du har valt rätt intensitet. Välj vid behov en lägre intensitet.
	Du har inte rakat behandlingsområdet.	Raka de områden som ska behandlas innan du använder apparaten. Om rakning ger upphov till hudirritation trimmar du håret så kort som möjligt och använder en inställning som känns bra.
	Ljulfönstrets UV-filter är trasigt.	Använd inte apparaten om ljulfönstrets UV-filter har gått sönder. Kontakta kundtjänsten i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud.
	Apparaten fungerar inte.	Kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Det gör alldeles för ont när jag använder apparaten.	Du har inte rakat behandlingsområdet.	Raka de områden som ska behandlas innan du använder apparaten. Om rakning ger upphov till hudirritation trimmar du håret så kort som möjligt och använder en inställning som känns bra.
	Du har använt apparaten på ett område som den inte är avsedd för.	Du ska inte använda apparaten på inre blygdläppar, slida, anus, bröstvårtor; vårtgårdar, läppar, inuti näsborrar eller öron samt kring ögon eller ögonbryn. Män ska inte använda den i ansiktet eller på pungen.
Ljusfönstret eller det röda filterglaset på tillbehöret är trasigt.	Du har använt en ljusintensitet som är för hög för dig.	Minska ljusintensiteten till en nivå som känns bekväm. Läs mer i kapitlet Förberedelser inför användning, avsnittet Ställa in ljusintensiteten.
	Ljusfönstret eller det röda filterglaset på tillbehöret är trasigt.	Om ljusfönstret eller det röda filterglaset på ansiktstillbehöret är trasigt ska du inte använda apparaten med tillbehöret. Gå till din återförsäljare eller Philips serviceombud, eller kontakta Kundtjänst och byt ut tillbehöret.
De behandlade områdena blir röda.	Apparaten är inte lämplig för din hudfärg.	Använd inte apparaten om du har mycket mörk hud. Använd den inte heller om ditt kroppshår är ljusblont, rött, grått eller vitt.
	Viss rodnad är normalt och försvinner snart.	Ingen åtgärd krävs.
Hudreaktionen efter behandlingen kvarstår längre än normalt.	Du har använt en ljusintensitet som är för hög för dig.	Minska ljusintensiteten nästa gång. Läs mer i kapitlet Förberedelser inför användning, avsnittet Ställa in ljusintensiteten.
		Kontakta läkare om hudreaktionen kvarstår efter 3 dagar.
Resultatet av behandlingen är inte tillfredsställande.	Du har använt en ljusintensitet som är för låg för dig.	Öka ljusintensiteten nästa gång.
	Du har inte gjort tillräckligt många överlappningar när du använder apparaten.	För bästa resultat ska du göra överlappningar när du använder apparaten. Se kapitlet "Använda apparaten", avsnittet "Efterföljande användning", steg 9.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Du använder inte apparaten så ofta som du rekommenderas att göra.	Om du ska få bort alla hårstrån och förhindra att hårroten aktiveras igen måste du upprepa behandlingarna varannan vecka i två månader. Se till att huden förblir slät och hårfri genom att upprepa behandlingen med fyra till åtta veckors mellanrum. Tiden mellan behandlingarna kan variera beroende på just din återväxt och vilken kroppsdel som behandlas. Om du tycker att för mycket hår växer ut mellan behandlingarna utför du helt enkelt tätare behandlingar; men behandla inte något område oftare än varannan vecka. Om du använder apparaten oftare än rekommenderat ökar inte effektiviteten, men däremot ökar risken för hudreaktioner.
	Apparaten passar inte din hår- eller hudfärg.	Använd inte apparaten om ditt kroppshår är ljusblont, rött, grått eller vitt eller om du har mycket mörk hud.
Hår börjar växa igen på vissa platser i de behandlade områdena.	Du har inte gjort tillräckligt många överlappningar när du använde apparaten.	För bästa resultat ska du göra överlappningar när du använder apparaten. Se kapitlet "Använda apparaten", avsnittet "Efterföljande användning", steg 9.
	Det är naturligt att nytt hår börjar växa ut igen.	Det är normalt. Det är en del av den naturliga hårväxten som gör att nytt hår börjar växa ut igen. Det nya håret brukar dock vara mjukare och tunnare.



[www.philips.com](http://www.philips.com)

 100% recycled paper  
100% papier recyclé

4222.100.1959.2