



Register your product and get support at
www.philips.com/SatinLux
or call 00800-S-A-T-I-N-L-U-X (7-2-8-4-6-5-8-9)

SC2000



PHILIPS





ENGLISH	6
DANSK	22
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	38
SUOMI	58
NORSK	75
SVENSKA	92
TÜRKÇE	109

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/satinlux.

Hair removal with light is one of the most effective methods to get rid of unwanted body hair with longer lasting results. It is completely different from current home hair removal methods and Philips has been investigating this method together with leading dermatologists for almost 10 years. You can now use this innovative technology comfortably in the privacy of your own home, whenever you want.

This appliance is intended for removing women's body hair on areas below the neck:

- underarms
- bikini area
- legs

The appliance is not intended for:

- persons with a too light body hair colour (light blond, red, grey or white body hair) or a very dark skin. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'.

For more information about the SatinLux, see www.philips.com/satinlux.

How photo-epilation works

Hair growth

Depending on age, metabolism and other factors, everyone's hair grows differently, but hair normally grows in three phases:

1 Anagen phase (growing phase)

The hair grows actively from the root. In this phase the concentration of melanin is highest. Melanin is responsible for the pigmentation of the hair: The more melanin there is in the root, the darker the hair is. Melanin concentration is also the determining factor for the efficacy of this method. Only hairs in the anagen phase are susceptible to treatment with light.

2 Catagen phase (degradation phase)

The hair growth stops and the root shrinks before the hair sheds.

3 Telogen phase (resting phase)

The old hair separates from the root and the new hair slowly pushes out the old hair. The root remains at rest until the biological clock tells it to become active again and grow a new hair (4). Hairs on an area of skin are usually in different stages of the cycle of hair growth.


Working principle

The appliance removes hair by heating up the hair and root beneath the skin. The melanin in the hair and hair root absorbs the released light pulses. The darker the colour of the hair, the more heat can be produced. This process stimulates the hair to go into the resting phase.

The hair now sheds naturally and the hair growth is inhibited.

Optimal hair removal cannot be obtained with a single session, since only hairs in the anagen phase are susceptible to treatment with light. During a treatment, hairs on the treated area are usually in different stages of the cycle of hair growth.

To treat all hairs successfully and to prevent the hair root from becoming active again, the treatments have to be repeated **once every two weeks**.



An integrated optical filter makes sure no UV light reaches the skin and therefore leaves it unharmed.

Benefits

This appliance has the following advantages:

Professional IPL technology for home use

SatinLux uses a light-based technology called 'Intense Pulsed Light' (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal. SatinLux now brings this innovative technology to the comfort of your home.

Effective hair regrowth prevention for everlasting smoothness

This method prevents hair from growing back for a long time and provides a silky-smooth skin. Our studies have shown a significant hair reduction already after 2 treatments. Optimal results were generally achieved after 4 to 5 treatments. A reduction in hair density is visible from treatment to treatment. How fast the effect becomes visible and how long the results last varies from person to person. Repeat this treatment every two weeks to achieve optimal results and to keep your skin smooth for ever.

Gentle treatment, even on sensitive body areas

SatinLux has been developed in close cooperation with leading dermatologists for an effective and gentle treatment, even on the most sensitive body areas.

Cordless operation for maximum freedom and flexibility

Because the appliance runs on rechargeable batteries, it is portable and can be used anywhere.

General description (Fig. 2)

- A** Light exit window with filter glass
- B** Removable window
- C** Metallic surface inside the removable window
- D** Safety system (safety ring with contact switches)
- E** Flash button
- F** Intensity lights (1- 5)
- G** ▲ Intensity increase button
- H** ▼ Intensity decrease button
- I** Charging light and battery low indication
- J** On/off button
- K** 'Ready to flash' light
- L** Appliance socket
- M** Adapter
- N** Small plug

Also included: pouch and cleaning cloth

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.



Danger

- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a bath, a shower or a swimming pool).
- Keep the appliance and the adapter dry.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.
- Do not use the appliance if the adapter or the appliance itself is damaged.
- Do not use the appliance if the filter glass is broken.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- To prevent damage:
 - 1 never cover the ventilation slots during use.
 - 2 make sure nothing can obstruct the air flow through the ventilation slots
 - 3 never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm environment, wait approximately 3 hours before you use it.
- Never use or store the appliance in a dusty environment.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on. Always switch off the appliance after use.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for a longer time.

Caution

- This appliance is only intended for removing women's body hair. Do not use it for any other purpose.
- The appliance is only intended for removing human hair from areas below the neck. Do not use it for any other body part.
- This appliance is not designed for commercial or professional use.
- If the appliance is used for commercial or professional purposes, if it is used on other body parts than for which it is explicitly intended or if it is used by persons explicitly excluded from use, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.

- Your skin may become a little red and irritated after using the appliance. This phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. If the irritation does not disappear within three days, we advise you to consult a doctor.
- Do not expose the appliance to temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- The appliance is equipped with a built-in overheat protection. If the appliance overheats, it does not flash. Do not switch off the appliance, but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue with your treatment.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair; Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Never use the appliance in any of the cases mentioned under Contraindications.

Contraindications

Never use the appliance:

- If you have a skin disease such as active skin cancer; if you have a history of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated, if you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have a history of collagen disorder; including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have a history of vascular disorder; such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If your skin is sensitive to light and causes a rash or an allergic reaction. If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the appliance if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- On areas of your skin where you are currently being treated with or have recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken oral isotretinoin Accutane® or Roaccutane® in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you have any bleeding disorder or take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.
- If you have infections, eczema, burns, inflammation follicles, open lacerations, abrasions, surgeries, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS) or when you take immunosuppressive medications.
- When you are on painkillers, which reduce the sensitivity to heat.
- If you are pregnant or breastfeeding.
- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and

change of colour, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases (e.g. skin cancer).

- On nipples and mucous areas.
- After intensive sunbathing and/or on sunburnt skin or if you use suntan accelerators.
- On warts, tattoo or permanent make-up. This can result in a burn and change of colour.
- If you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- Over or near anything artificial like silicon implants, Implanon contraceptive implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Charging

Fully charge the batteries before you use the appliance for the first time and when the batteries are empty. Fully charging the batteries takes up to 4 hours.

Charge the appliance when the charging light lights up orange during use. When the charging light goes on, the remaining capacity is at least 30 flashes.

Fully charged batteries provide at least 160 flashes at light intensity 5, which amounts to approx. 15 minutes of cordless operation time. The actual number of flashes varies, depending on the selected light intensity (see 'Efficacy at different light intensities' in chapter 'Preparing for use').

Fully charge the appliance every 3 to 4 months, even if you do not use the appliance for a longer time.

- 1** Switch off the appliance.
- 2** Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.
 - ▶ The charging light flashes green to indicate that the appliance is charging.
 - ▶ When the batteries are fully charged, the charging light lights up green continuously.

Caution: Never cover the appliance and adapter during charging.

Note: During charging, the appliance cannot be used.

Note: The adapter feels warm during charging. This is normal.

- 3** After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

Preparing for use

For optimal results and highest efficacy, prepare the areas on which you intend to use the appliance in the manner described below.

- 1 Shave the areas you intend to treat as long as you still experience hair regrowth.

Never remove the hairs by means of wax, epilation, tweezers or depilation cream. These methods counteract photo-epilation because they remove hairs by the root. In these cases, the light cannot be successfully absorbed by the root and the hairs will grow back again.

Note: Shaving is necessary to ensure that the light energy is channelled to the hair root in the most efficient way. Furthermore, visible hairs in the treatment area can be burnt by the light and can thus cause an unpleasant smell. In general this is harmless, but it may be a bit painful when you use the appliance.

- 2 Clean your skin and make sure it is entirely dry and free from grease and oil (e.g. present in cosmetic products like deodorants, lotions, perfumes, tanning creams and sunscreens).

Note: If shaving causes wounds or lesions, the skin may be more sensitive as a result. In that case, the light treatment may be more perceptible and sometimes even uncomfortable.

Note: Once the hairs stop growing back - which usually happens after a few treatments - you no longer have to shave before you use the appliance.

Tip: If shaving causes skin irritation, you can also use a trimmer to trim the hair as short as possible. In that case, the light treatment may be more perceptible and sometimes even slightly uncomfortable.

Setting the light intensity

You have to adjust the light intensity to your skin and body hair colour and to a level you find comfortable.

The table with recommended light intensities below helps you to establish the right light intensity.

- 1 Consult the table below to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour and to check if this method is suitable for you at all (if it is not, this is indicated with x in the table).

Note: Persons with darker skin run a higher risk of skin irritation because their skin absorbs more light. Therefore lower intensities are recommended for persons with darker skin.

- 2 For each body area you want to treat, select a suitable intensity in the recommended range that is as high as possible but does not cause any discomfort on the skin.

The light intensity you use can feel warm or hot on the skin, but should never feel uncomfortable.

Note: Before every treatment, check if the appliance is set to the right intensity.

Recommended light intensities (1-5)

Skin colour & characteristics :	White (always sunburn, no tanning)	Beige (easy sunburn, minimal tanning)	Light brown (sometimes sunburn, good tanning)	Mid brown (rarely sunburn, fast and good tanning)	Dark brown (rarely sunburn, very good tanning)	Black (rarely to never sunburn, very dark tanning)
Body hair colour: white/grey	x	x	x	x	x	x
red	x	x	x	x	x	x
light blond	x	x	x	x	x	x
blond	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
dark blond/light brown	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
brown	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
dark brown	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
black	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x

x means that the appliance is not suitable for use.

Note: The appliance is not suitable for persons with very dark to black skin because of the higher risk of skin irritations.

Note: The appliance is not suitable for persons with light blond, red, grey and white body hair because the low melanin concentration in the hair results in very poor hair removal efficacy.

Note: At higher light intensities the method is not only more efficacious, but it is also more perceptible.

Efficacy at different light intensities

Light intensity	Efficacy	Number of flashes
5	*****	160
4	****	190
3	***	250
2	**	350
1	*	520

* indicates the level of efficacy

Note: This table shows the number of flashes the appliance can give at each light intensity and the corresponding expected efficacy. Please use the intensity appropriate for your skin colour and body hair colour.

Using the appliance

The light intensity you use can feel warm or hot on the skin, but should never feel uncomfortable.

This appliance is only intended for removing women's body hair on areas below the neck: underarms, bikini area and legs.

Note: Shave the area you intend to treat before you use the appliance (see chapter 'Preparing for use').

Tip: The best time for treatment is before you go to bed at night. This diminishes any skin reaction that may occur overnight.

1 Press the on/off button to switch on the appliance.

Intensity light 1 goes on automatically to indicate that the appliance is switched on at default intensity 1.

Note: You can switch off the appliance any time by pressing the on/off button again.





Note: It is normal that the appliance becomes warm during use.


2 Press the ▲ button to increase the intensity. To lower the intensity, press the ▼ button.

Every time you press the button, the corresponding intensity light starts to flash. This takes a few seconds.

3 Place the appliance perpendicularly on the skin so that the removable window and the safety ring are in contact with the skin.


Tip: When you use the appliance for the first time, try it out, for instance on your hip, to get accustomed to the light-based method. Start with the lowest recommended intensity and increase it until you have reached the highest recommended intensity. This test tells you how sensitive your skin is to light. Check if your skin shows any reactions 20 minutes after the test. If it does, use a lower recommended intensity for the areas to be treated.






- 4** Press the safety ring fully onto the skin with slight pressure.

Note: The safety ring has contact switches that together are the safety system of the appliance. This safety ring prevents unintentional flashing without skin contact.



- When all contact switches of the safety ring have been pushed into the appliance, the 'ready to flash' light on the back of the appliance goes on. This may take a few seconds. When the 'ready to flash' light is on, the appliance is ready to release a flash.


Tip: For easier use, stretch the skin you want to treat. On areas with softer skin, you may need to exert more pressure on the appliance to push in all contact switches.



- 5** Press the flash button to release a flash. After the appliance has flashed once, release the flash button.

- 6** For the next flash, repeat steps 3, 4 and 5. This can take a few seconds.

Never flash the same area twice without lifting the appliance off the skin. This prevents excessive heating and possible burning of the skin.



- 7** To avoid untreated areas, always make sure there is some overlap with the previously treated area when you place the appliance on the skin. The effective light only comes out of the light exit window. Make sure the flashes are produced close to each other.

- 8** Switch off the appliance after you have finished the treatment.

Note: Avoid looking straight into the light coming out of the window when the appliance is switched on.

Note: The visible light produced by the appliance is the reflection of the flash on the skin and is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use.

Guidelines for treatment

Recommended number of flashes and treatment time

Area	Approx. number of flashes	Approx. treatment time
Underarms	25 per underarm	3 minutes per underarm
Bikini line	25 per side	3 minutes per side
Entire bikini area	90 for entire area	10 minutes
One lower leg	160-190	15 minutes

Area	Approx. number of flashes	Approx. treatment time
One full leg	320-380	30 minutes

Note: Fully charged batteries offer at least 160 flashes at intensity 5, which amounts to a cordless operating time of approx. 15 minutes.

How to achieve optimal results

Optimal results cannot be obtained with a single session, since only hairs in the anagen phase are susceptible to treatment with light. During a treatment, hairs on a treated area are usually in different stages of the cycle of hair growth. To treat all hairs successfully and to prevent that the hair root becomes active again, you have to repeat the treatment every 2 weeks. It is recommended to adhere to this frequency. Better results are not expected if you increase or decrease the treatment frequency. Clinical trials have shown that this is the optimal frequency of use.

After treatment

After treatment it may happen that:

- Your skin shows slight redness and/or prickles, tingles or feels warm. This reaction is harmless and disappears quickly.
- A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a short while.
- Your skin may appear to be dry, as the combination of shaving and light treatment may cause dry skin.
- Some hairs grow back although you use the appliance frequently. This happens because hairs are in different stages of the cycle of hair growth during treatment. The hairs that grow back tend to be softer and thinner.

It is recommended to:

- Consult your doctor if skin irritation does not disappear within three days (see chapter 'Important', section 'Caution').
- Wait with the next treatment until skin irritation has disappeared completely. Perhaps you have used an intensity that was too high for you. Use a lower intensity the next time.
- Do not take an intensive sunbath or suntan without proper protection immediately after a treatment. If you want to go sunbathing after a treatment, apply a sun blocker to the treated areas.
- Avoid swimming in chlorinated water for 48 hours after treatment. The chlorine in the water can cause itchiness.
- Avoid applying any cosmetic substances to the treated areas immediately after treatment.


Cleaning and maintenance



Never clean the appliance or any of its parts under the tap or in the dishwasher.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Never scratch the filter glass or the metallic surface inside the removable window.



Note: Make sure that the contact switches of the safety ring do not get jammed with dirt.

Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the filter glass or the removable window.

To ensure optimal results and a long life for the appliance, clean the appliance after each treatment.

- 1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.

Note: The filter glass becomes hot during use. Make sure it has cooled down before you clean it.

- 2 To remove the removable window, put your fingers in the recesses on the housing of the appliance and pull the removable window off the appliance.

- 3 Use the dry, soft cloth supplied with the appliance to clean the following parts:

- the surface of the filter glass
- the outside surface of the removable window
- the metallic frame inside the removable window
- the housing of the appliance (if necessary)

Note: If necessary, wet the cloth with some drops of water.

Storage

- 1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.
- 2 Clean the appliance before you store it.
- 3 Put the appliance in the pouch supplied.
- 4 Store the appliance in a dry place at a temperature between 0°C and 60°C.

Environment





- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- The built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Always remove the batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable batteries


Only remove the rechargeable batteries if they are completely empty.

- 1 Insert an awl or another pointed tool into the appliance tool and pry the bottom cap off the handle.







2 Undo the two screws.




3 Remove the bottom part of the handle and cut the two wires that connect the bottom part to the appliance.



4 Pull the battery connectors off the battery terminals.



5 Shake the rechargeable batteries out of the appliance.



6 Cut the two wires that connect the rechargeable batteries to the appliance.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/satinlux or call 00800-SATINLUX (72846589).


Replacement parts

The following replacement parts are available:

- Removable window
- Adapter
- Pouch

Technical specifications

Model SC2000

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	7.5W
Protection against electric shock	Class II 
Protection rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: +15° to +35°C
	Relative humidity: 25% to 75%
Storage conditions	Temperature: 0° to +60°C
	Relative humidity: 5% to 95%
Intense pulsed light lamp	Spectrum: >570nm
Lithium ion battery	2 × 3.7 Volt
	1100 mAh

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country. See the telephone number on the back of the user manual or visit www.philips.com/satinlux for further information.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work.	The rechargeable batteries are empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging').
	The appliance is broken.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance suddenly switches off.	The rechargeable batteries are empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging').

Problem	Possible cause	Solution
The adapter becomes warm during charging.	This is normal.	No action required.
The charging light does not go on when I put the small plug in the appliance socket.	You have not put the adapter in the wall socket.	Insert the small plug into the appliance socket and put the adapter in the wall socket.
		Connect another appliance to the wall socket to check if the wall socket is live.
		If the appliance still does not charge, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The adapter is not inserted properly into the wall socket and/or the small plug is not inserted properly into the appliance socket.	Make sure the adapter is inserted properly into the wall socket and/or the small plug is inserted properly into the appliance socket.
	The appliance is broken.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I have switched on the appliance but I cannot increase or decrease the light intensity.	The appliance has to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and then switch it on again. If you still cannot adjust the light intensity, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not go on when I place the appliance on the skin.	You have not put the removable window with safety ring properly on the skin.	Place the appliance perpendicularly onto the skin in such a way that all contact switches touch the skin. Then check if the 'ready to flash' light is on and press the flash button.
		If this does not work, place the appliance on a part of your body where it is easy to establish full skin contact, for example on your lower arm. Then check if the 'ready to flash' light works. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The safety ring is dirty.	Clean the safety ring carefully. If you are unable to clean the safety ring properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the flash screen.

Problem	Possible cause	Solution
The 'ready to flash' light does not go on when I place the removable window on my skin, but the cooling fan works.	The overheat protection has been activated.	When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the appliance and let it cool down for approx. 15 minutes before you continue to use it. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light is green but the appliance does not produce a flash when I press the flash button.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the 'ready to flash' light is green but the appliance still does not produce a flash when you press the flash button, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance becomes warm during use.	This is normal.	No action required.
The appliance does not show light intensity 1 when I switch it on.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch it off and on again. If the appliance still does not show light intensity 1, contact your Customer Care Centre, your Philips dealer or a Philips Service Centre.
The appliance produces a strange smell.	The removable window is dirty.	Clean the removable window carefully. If you are unable to clean the removable window properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the removable window.
	You have not shaved the area to be treated properly.	If there are hairs on the area to be treated, these hairs may get burnt when you use the appliance. As a result, you notice a strange smell. Shave the area to be treated properly before you use the appliance.
The treatment is more perceptible than usual.	You used a too high light intensity.	Check if you have selected the right light intensity. If necessary, select a lower light intensity.
	You did not shave the areas to be treated.	Always shave the areas to be treated before you use the appliance.
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	You stored the appliance in a dusty environment.	The strange smell disappears after a few flashes.
	The filter glass in the light exit window is broken.	If the filter glass in the light exit window is broken, do not use the appliance anymore. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.

Problem	Possible cause	Solution
I experience an unacceptable pain level when I use the appliance.	You did not shave the areas to be treated	Always shave the area to be treated before you use the appliance.
	You treated an area for which the appliance is not intended.	Only use the appliance on the legs, underarms and bikini area.
	You used a too high light intensity.	Reduce the light intensity to a level that is comfortable for you. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'.
	The filter glass of the light exit window is broken.	If the filter glass of the light exit window is broken, do not use the appliance any more. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The treated areas become red after the treatment.	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have very dark skin.
	Slight redness is harmless and normal and disappears quickly.	No action required.
The skin reaction after the treatment lasts longer:	You used a too high light intensity.	Select a lower light intensity the next time. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'.
		If the skin reaction lasts longer than 3 days, contact your doctor.
The hair reduction results are not satisfactory.	You used a too low light intensity.	Select a higher light intensity the next time.
	You did not let the appliance give enough flashes.	Make sure you let the appliance give enough flashes. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'.
	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	To obtain proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', step 7.
	You do not use the appliance often enough.	Use the appliance once every 2 weeks.
Hair starts to grow again on some spots of the treated areas.	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have very dark skin.
	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance'.
	Hair starts to grow again as part of the natural cycle of hair growth.	It is part of the natural cycle of hair growth that hair starts growing again. The hairs that come back, however, tend to be softer and thinner.

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/satinlux.

Hårfjerning med lys er en af de mest effektive metoder til at fjerne uønsket kropsbehåring med et resultat, der holder længere. Det er noget helt andet end de nuværende hårfjerningsmetoder til hjemmebrug, og Philips har udviklet denne metode i samarbejde med førende dermatologer gennem næsten 10 år. Nu kan du benytte denne nye teknologi i ro og mag derhjemme, når det passer dig.

Dette apparat er beregnet til fjernelse af kvinders kropsbehåring fra halsen og nedefter:

- under armene
- bikiniområdet
- ben

Dette apparat er ikke beregnet til:

- personer med meget lys kropsbehåring (lys blond, rød, grå eller hvid kropsbehåring) eller med meget mørk hud. Se kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten".

Yderligere oplysninger om SatinLux finder du på www.philips.com/satinlux.

Sådan virker fotoepilering

Hårvækst

Afhængigt af alder, stofskifte og andre faktorer vokser alles hår på forskellig vis, men normalt vokser hår i tre faser:

1 Anagen fase (vækstfase)

Hår vokser aktivt fra roden. I denne fase er koncentrationen af melanin højest. Melanin bestemmer pigmenteringen af hårene. Jo mere melanin der er i roden, desto mørkere bliver håret. Melaninkoncentrationen er også den afgørende faktor for denne metodes effektivitet. Kun hårene i den anagene fase er modtagelige for behandling med lys.

2 Katagen fase (nedbrydningsfase)

Hårvæksten stopper, og roden skrumper ind, før håret falder af.

3 Telogen fase (hvilefase)

Det gamle hår udskilles fra roden, og det nye hår skubber langsomt det gamle hår ud. Roden forbliver i hvile, indtil det biologiske ur fortæller den, at den skal blive aktiv igen, og et nyt hår vokser ud (4). Hårene i et hudområde befinder sig normalt i forskellige stadier i hårvækstens cyklus.

Arbejdsprincip

Apparatet fjerner hår ved at opvarme håret og roden under huden.


Melaninen i håret og hårroden absorberer de frigivne lyspulser. Jo mørkere håret er, desto mere varme kan der produceres. Denne proces stimulerer håret til at gå i hvilefasen.

Håret falder nu naturligt af, og hårvæksten hæmmes.

Optimal hårfjerning kan ikke opnås med en enkelt behandling, eftersom det kun er hår i den anagene fase, der er modtagelige for behandling med lys.

Under behandlingen vil hårene i behandlingsområdet normalt befinde sig i forskellige stadier af hårvækstens cyklus.

Med henblik på at behandle alle hår og forhindre, at hårroden bliver aktiv igen, skal behandlingerne gentages **hver anden uge**.



Et integreret optisk filter sikrer, at intet UV-lys når huden, og at huden ikke bliver beskadiget.

Fordele

Dette apparat har følgende fordele:

Professionel IPL-teknologi til hjemmebrug

SatinLux anvender en lysbaseret teknologi kaldet "Intense Pulsed Light" (IPL). IPL anvendes også på det professionelle skønhedsmarked til fjernelse af hår. SatinLux gør nu denne nye teknologi tilgængelig for hjemmebrug.

Forhindrer effektivt hårene i at vokse ud igen, hvilket giver varig glathed

Denne metode forhindrer i lang tid hårene i at vokse ud igen og giver silkeblød hud. Vores undersøgelser viser en markant hårreduktion allerede efter 2 behandlinger. De bedste resultater blev generelt opnået efter 4-5 gange. Reduktionen af hårenes tæthed bliver gradvist mere synlig for hver behandling. Hvor hurtigt effekten bliver synlig, og hvor længe resultaterne varer, varierer fra person til person. Gentag denne behandling hver anden uge for at opnå optimale resultater og holde huden glat for altid.

Blid behandling, også til de sarte steder på kroppen

SatinLux er udviklet i tæt samarbejde med førende dermatologer for at sikre en effektiv og blid behandling, også til de mest sarte steder på kroppen.

Ledningsfri betjening giver maksimal frihed og fleksibilitet.

Eftersom apparatet anvender genopladelige batterier, er det bærbart og kan anvendes overalt.

Generel beskrivelse (fig. 2)

- A** Lysudgangsvindue med filterglas
 - B** Aftageligt vindue
 - C** Metaloverflade på indersiden af aftageligt vindue
 - D** Sikkerhedssystem (sikkerhedsring med kontaktafbydere)
 - E** Blink-knap
 - F** Intensitetsindikatorer (1- 5)
 - G** ▲ Intensitetsstigningsknap
 - H** ▼ Intensitetsnænkingsknap
 - I** Opladeindikator og indikator for lavt batteri
 - J** On/Off-knap
 - K** "Klar til blink"-indikator
 - L** Stik til apparat
 - M** Adapter
 - N** Lille stik
- Medfølger: pose og rensklud

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.



Fare

- Vand og elektricitet er en farlig kombination. Anvend aldrig apparatet i våde omgivelser (f.eks. i nærheden af badekar, bruser eller swimmingpool).
- Både apparat og adapter skal holdes tørre.

Advarsel

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Brug kun apparatet sammen med den medfølgende adapter.
- Brug ikke apparatet, hvis adapteren eller selve apparatet er beskadiget.
- Undgå at bruge apparatet, hvis filterglasset er gået i stykker.
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå enhver risiko.
- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette kan være meget risikabelt.
- Sådan forebygges skader:
 - 1 undgå at tildække ventilationsrillerne under brug.
 - 2 kontroller, at luftstrømmen passerer frit gennem ventilationsrillerne.
 - 3 udsæt aldrig apparatet for kraftige slag og undgå at ryste eller tabe det.
- Hvis du flytter apparatet fra meget kolde omgivelser til meget varme omgivelser, skal du vente i ca. 3 timer, før du bruger det.
- Anvend eller opbevar aldrig apparatet i støvede omgivelser.
- Lad aldrig apparatet ligge ubevogtet hen, når det er tændt. Sluk altid apparatet efter brug.
- Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys eller UV-lys i længere tid ad gangen.

Forsigtig

- Dette apparat er udelukkende beregnet til fjernelse af kvinders kropbehåring. Anvend aldrig apparatet til andre formål.
- Apparatet er kun beregnet til fjernelse af behåring på mennesker fra halsen og nedefter. Undgå at bruge det til andre dele af kroppen.
- Dette apparat er ikke designet til kommerciel eller professionel brug.
- Hvis apparatet anvendes til kommercielle eller professionelle formål, hvis det anvendes til andre kropsdele end det udtrykkeligt er beregnet til, eller hvis det anvendes til personer, det ikke anbefales til, bortfalder garantien, og Philips frasiger sig ethvert ansvar for deraf følgende skader.
- Din hud kan blive en smule rød og irriteret efter brug af apparatet. Dette er fuldstændig normalt og forsvinder hurtigt igen. Hvis

irritationen ikke forsvinder inden for tre dage, anbefaler vi, at du opsøger en læge.

- Udsæt ikke apparatet for temperaturer under 15° C eller over 35° C under brug.
- Apparatet er udstyret med en indbygget sikkerhedsfunktion mod overophedning. Hvis apparatet bliver overophedet, holder det op med at blinke. Undgå at slukke apparatet, men lad det køle af i ca. 15 minutter; før du fortsætter behandlingen.
- Hvis apparatet skal efterses eller repareres, skal du henvende dig til Philips, da en uautoriseret reparation efterfølgende kan være til fare for brugeren.
- Anvend aldrig apparatet under de omstændigheder; der er nævnt under "Kontraindikationer".

Kontraindikationer

Anvend aldrig apparatet:

- Hvis du har en hudlidelse som f.eks. aktiv hudkræft, hvis du tidligere har haft hudkræft eller nogen anden form for lokaliseret kræft i det område, du vil behandle, hvis du tidligere har haft forstadier til kræft eller flere atypiske modermærker i det område, du vil behandle.
- Hvis du har epilepsi og er overfølsom over for blinkende lys.
- Hvis du tidligere har haft problemer med collagen, herunder tidligere ardannelse efter hudsvulst eller dårlig sårheling.
- Hvis du har haft problemer med blodkarrene, f.eks. åreknuder eller vaskulær ektasi i det område, du vil behandle.
- Hvis din hud er følsom over for lys og får udslet eller en allergisk reaktion. Hvis du tager medikamenter eller medicin, der øger lysfølsomheden, skal du kontrollere indlægssedlen og aldrig bruge apparatet, hvis det angives, at der kan opstå reaktioner i form af lysallergi eller -forgiftning, eller hvis du skal undgå solen, fordi du indtager denne medicin.
- Hvis du har diabetes, lupus erythematosus, porfyri eller hjerteproblemer.
- På hudområder; hvor du i øjeblikket bliver behandlet med eller for nylig er blevet behandlet med AHA'er (Alpha-Hydroxy Acids), BHA'er (Beta-Hydroxy Acids), lokal isotretinoin og azelainsyre.
- Hvis du har taget oral isotretinoin Accutane® eller Roaccutane® inden for de sidste seks måneder. Denne behandling kan gøre, at man lettere får rifter, sår og hudirritation.
- Hvis du har nogen for form blødersygdomme eller tager antikoagulationsmedicin, herunder omfattende brug af aspirin, på en måde, som ikke muliggør en udrensingsperiode af mindst en uges varighed forud for hver behandling.
- Hvis du har infektioner, eksem, forbrændinger, betændelsesfokker, åbne rifter, operationssår, herpessår, sår eller læsioner og buler i det område, du vil behandle.
- Hvis du har eller har haft sygdomme i immunsystemet (herunder HIV-infektion eller AIDS), eller hvis du tager immunhæmmende medicin.
- Når du tager smertestillende midler, som reducerer følsomheden over for varme.
- Hvis du er gravid eller ammer.
- På modermærker; fregner; store blodårer; områder med mørkere pigmentering; ar; hudproblemer uden at konsultere din læge. Det kan

medføre forbrændinger og farveændringer, som kan gøre det sværere at identificere hudrelaterede sygdomme (f.eks. hudkræft).

- På brystvorter og nær slimhinder.
- Efter intensiv solbadning og/eller solskoldet hud eller hvis du anvender selvbruner eller midler, der fremmer solbruning.
- På vorter, tatoveringer eller permanent makeup. Det kan medføre forbrændinger og farveændringer.
- Hvis du bruger langtidsholdbar deodorant. Det kan medføre hudirritation.
- Over eller i nærheden af kunstige kroppsdele som f.eks. silikoneimplantater; p-stave (Implanon), pacemakere, injektionsporte under huden (insulindispenser) eller piercinger.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Opladning

Oplad batterierne helt, før du bruger apparatet første gang, og når batterierne er tomme. En fuld opladning tager op til 4 timer.

Oplad batteriet, når opladeindikatoren lyser orange under brug.

Når opladeindikatoren tændes, er den resterende kapacitet mindst 30 blink. Fuldt opladede batterier giver mindst 160 blink med en lysintensitet på 5, som svarer til ca. 15 minutters ledningsfri driftstid. Det faktiske antal blink varierer; afhængigt af den valgte lysintensitet (se "Effektivitet ved forskellige lysintensiteter" i kapitlet "Klargøring").

Oplad apparatet helt hver 3. - 4. måned, selvom du ikke anvender apparatet i længere tid.

1 Sluk apparatet.

2 Sæt det lille stik i apparatet, og sæt adapteren i stikkontakten.

- ▶ Opladeindikatoren blinker grønt for at vise, at apparatet oplades.
- ▶ Når batterierne er fuldt opladede, lyser opladeindikatoren konstant grønt.

Forsigtig: Tildæk aldrig apparatet og adapteren under opladning.

Bemærk: Under opladning kan apparatet ikke anvendes.

Bemærk: Adapteren føles varm under opladningen. Det er normalt.

3 Efter opladning skal du tage adapteren ud af stikkontakten og tage det lille stik ud af apparatet.

Klargøring

For at opnå optimale resultater og højeste mulige effektivitet, skal du forberede de områder, hvor du vil bruge apparatet, sådan som det er beskrevet nedenfor:

1 Barber de områder, du vil behandle, så længe hårene stadig vokser ud igen.

Fjern aldrig hår med voks, epilering, pincet eller hårfjerningscreme. Disse metoder modarbejder fotoepilerings effekt, fordi de fjerner hårene ved roden. I så fald kan lyset ikke absorberes korrekt af roden, og hårene vil vokse ud igen.

Bemærk: Det er nødvendigt at barbere for at sikre, at lysenergien kanaliseres ned til hårroden på den mest effektive måde. Synlige hår i behandlingsområdet kan desuden blive brændt af lyset og kan fremkalde en ubehagelig lugt. Generelt er det uskadeligt, men det kan gøre ondt, når du bruger apparatet.

- 2** Rens huden, og kontroller at den er helt tør og fri for fedt og olie (f.eks. fra kosmetiske produkter som deodorant, creme, parfume, selvbrunercreme og solcreme).

Bemærk: Hvis barberingen fremkalder sår eller rifter, kan huden blive mere følsom. I så fald kan du muligvis mærke lysbehandlingen mere, og nogle gange kan det indebære ubehag.

Bemærk: Så snart hårene holder op med at vokse ud igen - hvilket normalt sker efter nogle få behandlinger - behøver du ikke længere barbere dig, før du bruger apparatet.

Tip: Hvis barberingen fremkalder hudirritation, kan du også bruge en trimmer til at trimme hårene så korte som muligt. I så fald kan du muligvis mærke lysbehandlingen mere, og nogle gange kan det også indebære let ubehag.

Indstilling af lysintensiteten

Du skal justere lysintensiteten efter farven på din hud og kropsbehåring og til et niveau, du finder behageligt.

Tabellen over anbefalede lysintensiteter nedenfor gør det lettere at finde den rette lysintensitet.

- 1** Se tabellen nedenfor for at bestemme, hvilke lysintensiteter der egner sig bedst til farven på din hud og din kropsbehåring, og kontrollere, om denne metode overhovedet egner sig til dig (hvis ikke, er det angivet med et "x" i tabellen).

Bemærk: Personer med mørkere hud har større risiko for hudirritation, fordi deres hud absorberer mere lys. Derfor anbefales der lavere intensitet til personer med mørkere hud.

- 2** For hvert kropsområde, du vil behandle, skal du vælge en intensitet inden for det anbefalede område, som er så høj som mulig, men ikke forårsager ubehag på huden.

Den anvendte lysintensitet kan føles lun eller varm på huden, men må aldrig være ubehagelig.

Bemærk: Før hver behandling skal du kontrollere, om apparatet er indstillet til den rette intensitet.

Anbefalede lysintensitet (1-5)

Hudfarve og -egenskaber:	Hvid (solskoldes altid, ingen bruning)	Beige (solskoldes nemt, minimal bruning)	Lysebrun (solskoldes af og til, god bruning)	Mellebrun (solskoldes sjældent, hurtigt og god bruning)	Mørkebrun (solskoldes sjældent, meget god bruning)	Sort (solskoldes sjældent eller aldrig, meget mørk bruning)	
Kropsbeholdningens farve:	hvid/grå	x	x	x	x	x	x
	rød	x	x	x	x	x	x
	lysblond	x	x	x	x	x	x
	blond	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
	mørk blond/lysebrun	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
	brun	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
	mørkebrun	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
	sort	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x

x betyder, at apparatet kan bruges.

Bemærk: Apparatet egner sig ikke til personer med meget mørk eller sort hud pga. af den større risiko for hudirritation

Bemærk: Apparatet egner sig ikke til personer med lys, rød, grå eller hvid kropsbeholdning, fordi den lave melaninkoncentration i håret resulterer i meget lav effektivitet ved hårfjerning.

Bemærk: Ved højere lysintensiteter er metoden ikke bare effektiv, men også mere mærkbar.

Effektivitet ved forskellige lysintensiteter

Lysintensitet	Effektivitet	Antal blink
5	*****	160
4	****	190
3	***	250
2	**	350
1	*	520

* angiver niveauet af effektivitet

Bemærk: Denne tabel viser det antal blink, som apparatet kan give ved hver lysintensitet og den tilsvarende forventede effektivitet. Brug den intensitet, der egner sig til din hudfarve og kropsbeholdningens farve.

Sådan bruges apparatet

Den anvendte lysintensitet kan føles lun eller varm på huden, men må aldrig være ubehagelig.

Dette apparat er kun beregnet til fjernelse af kvinders kropsbehåring fra halsen og nedefter: underarme, bikiniområde og ben.

Bemærk: Barber det område, du vil behandle, før du bruger apparatet (se kapitlet "Klargøring").

Tip: Det bedste tidspunkt for behandling er før du går i seng om aftenen. Det mindsker enhver hudreaktion, der kan opstå i løbet af natten.

1 Tænd apparatet ved at trykke på On/Off-knappen.

► Intensitetsindikator 1 tændes automatisk for at angive, at apparatet tændes med standardintensiteten 1.

Bemærk: Du kan når som helst slukke apparatet ved at trykke på On/Off-knappen igen.

Bemærk: Det er normalt, at apparatet bliver varmt under brug.

2 Tryk på knappen ▲ for at øge intensiteten. Hvis du vil sænke intensiteten, skal du trykke på knappen ▼.






► Hver gang du trykker på knappen, begynder den tilsvarende intensitetsindikator at blinke. Det tager nogle få sekunder.


3 Placer apparatet i ret vinkel på huden, så det aftagelige vindue og sikkerhedsring er i kontakt med huden.

Tip: Når du bruger apparatet for første gang, skal du afprøve det f.eks. på hoften for at vænne dig til den lysbaserede metode. Begynd med den laveste anbefalede intensitet, og hæv den, indtil du når den højeste anbefalede intensitet. Denne test fortæller dig, hvor følsom din hud er over for lyset. Kontroller, om din hud viser nogen reaktioner 20 minutter efter testen. Hvis den gør, skal du bruge en lavere intensitet til de områder, der skal behandles.

4 Pres hele sikkerhedsringen på huden med et let tryk.


Bemærk: Sikkerhedsringen har kontaktafbrydere, der udgør apparatets sikkerhedssystem. Denne sikkerhedsring forhindrer utilsigtede blink uden hudkontakt.





- Når alle kontaktafbrydere på sikkerhedsringen er blevet trykket ned på apparatet, tændes “klar til blink”-indikatoren bag på apparatet. Det kan tage nogle få sekunder. Når “klar til blink”-indikatoren tændes, er apparatet klar til at afgive et blink.


Tip: Af hensyn til lettere brug skal du strække den hud, du vil behandle. På områder med blødere hud har du muligvis brug for at trykke apparatet hårdere mod huden for at trykke alle kontaktafbrydere ind.




- 5** Tryk på blink-knappen for at afgive et blink. Når apparatet har blinket en enkelt gang, skal du frigøre blink-knappen.

- 6** Gentag trinnene 3, 4 og 5 for det næste blink. Det kan tage nogle få sekunder.

Afgiv aldrig lys på det samme område to gange uden at løfte apparatet væk fra huden. Det forhindrer overophedning og risiko for forbrænding af huden.



- 7** For at undgå at springe områder over, skal du kontrollere, at der er en vis overlapning med det tidligere behandlede område, når du placerer apparatet på huden. Det effektive lys afgives kun gennem lysudgangsvinduet. Kontroller, at blinkene afgives tæt på hinanden.



- 8** Sluk apparatet, når du har afsluttet behandlingen.

Bemærk: Undgå at se lige ind i det lys, der kommer ud af vinduet, når apparatet er tændt.

Bemærk: Det synlige lys, som apparatet frembringer, er refleksionen af blinket på huden og er uskadeligt for dine øjne. Det er ikke nødvendigt at bære beskyttelsesbriller under brug.

Retningslinjer for behandling

Anbefalet antal blink og behandlingstid

Område	Ca. antal blink	Ca. behandlingstid
Under armene	25 pr. armhule	3 minutter pr. armhule
Bikiniinje	25 pr. side	3 minutter pr. side
Hele bikiniområdet	90 for hele området	10 minutter
Et underben	160-190	15 minutter
Et helt ben	320-380	30 minutter

Bemærk: Fuldt opladede batterier giver mindst 160 blink med intensitet 5, hvilket svarer til en ledningsfri driftstid på ca. 15 minutter.

Sådan opnås optimale resultater

Der kan ikke opnås optimale resultater med en enkelt behandling, eftersom kun hår i den anagene fase er modtagelige for behandling med lys. Under

en behandling befinder hårene i det behandlede område sig normalt i forskellige stadier af hårvæksten. Hvis du vil behandle alle hår korrekt og forhindre, at hårroden bliver aktiv igen, skal du gentage behandlingen hver anden uge. Det anbefales at overholde denne hyppighed. Der kan ikke forventes bedre resultater ved at øge eller mindske behandlingens hyppighed. Kliniske forsøg har vist, at dette er den optimale hyppighed for brugen.

Efter behandling

Efter behandlingen kan det ske, at:

- Din hud viser en let rødmen, at det prikker eller stikker i huden, eller huden føles varm. Denne reaktion af uskadelig og forsvinder hurtigt.
- En hudreaktion, der svarer til en solskoldning, kan opstå i det behandlede område i et kortere stykke tid.
- Din hud kan virke tør; eftersom kombinationen af barbering og lysbehandling kan fremkalde tør hud.
- Nogle hår vokser ud igen, selvom du har brugt apparatet mange gange. Det sker, fordi hårene befinder sig på forskellige stadier i vækstprocessen, når du udfører behandlingen. De hår, der vokser ud igen, er ofte blødere og tyndere.

Det anbefales at:

- Konsultere en læge, hvis hudirritationen ikke forsvinder inden for tre dage (se kapitlet "Vigtigt", afsnittet "Forsigtig").
- Vent med den næste behandling, indtil hudirritationen er helt væk. Du har måske brugt en intensitet, der var for høj. Brug en lavere intensitet næste gang.
- Undgå at tage solbad eller behandling i solcenter uden korrekt beskyttelse umiddelbart efter en behandling. Hvis du vil solbade efter en behandling, skal du anvende solcreme på de behandlede områder.
- Undgå at svømme i klorvand i 48 timer efter behandlingen. Klor i vandet kan fremkalde kløe.
- Undgå at anvende kosmetiske produkter på det behandlede område umiddelbart efter behandlingen.

Rengøring og vedligeholdelse



Rengør aldrig apparatet eller nogle af dets dele under vandhanen eller i opvaskemaskinen.

Brug aldrig skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.


Undgå at ridse filterglasset eller metaloverfladen på indersiden af det aftagelige vindue.

Bemærk: Kontroller, at kontaktafbryderne på sikkerhedsringen ikke bliver tilstoppet af snavs.

Bemærk: Stop med at bruge apparatet, når det ikke længere er muligt at rense filterglasset eller det aftagelige vindue.

Med henblik på at sikre optimale resultater og lang holdbarhed for apparatet skal du rense det efter hver behandling.

- 1 Sluk for apparatet, tag stikket ud, og lad det køle af.



Bemærk: Filterglasset bliver varmt under brug. Kontroller, at det bliver kølet ned, før du renser det.

- 2** Hvis du vil fjerne det aftagelige vindue, skal du placere fingrene i forsænkningerne på apparatets kabinet og trække det aftagelige vindue af apparatet.
- 3** Brug den tørre, bløde klud, som følger med apparatet, til at rense følgende dele:
 - overfladen på filterglasset
 - ydersiden af det aftagelige vindue
 - metalrammen på indersiden af det aftagelige vindue
 - apparatets kabinet (hvis nødvendigt)

Bemærk: Hvis det er nødvendigt, skal du væde kluden med nogle dråber vand.

Opbevaring

- 1** Sluk apparatet, tag stikket ud, og lad det køle af.
- 2** Rens apparatet, inden du lægger apparatet væk.
- 3** Placer apparatet i den medfølgende pose.
- 4** Opbevar apparatet på et tørt sted ved en temperatur mellem 0 og 60° C.

Miljøhensyn






- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.
- De indbyggede genopladelige batterier indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batterierne, før du kasserer apparatet og afleverer det på en genbrugsstation. Aflever batterierne på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Hvis du ikke kan få batterierne ud, kan du aflevere apparatet til et Philips Kundecenter, som vil sørge for at tage batterierne ud og bortskaffe dem på en miljømæssig forsvarlig måde.

Udtagning af de genopladelige batterier


De genopladelige batterier skal være fuldstændig afladte, før de tages ud.

- 1** Før en syl eller et andet spidst værktøj ind i apparatet, og vip bunddækslet af håndtaget.
- 2** Skru de to skruer ud.







3 Fjern bundstykket fra håndtaget, og klip de to ledninger over, som forbinder bundstykket til apparatet.



4 Træk batteristikkene af batteriterminalerne.



5 Ryst de genopladelige batterier ud af apparatet.



6 Klip de to ledninger over, der forbinder de genopladelige batterier med apparatet.

Reklamerationsret og service

Hvis du har behov for service eller oplysninger; eller hvis du har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com/satinlux eller ringe til 00800-SATINLUX (72846589).


Reserve dele

Der findes følgende reservedele:

- Aftageligt vindue
- Adapter
- Etui

Tekniske specifikationer

Model SC2000

Nominal spænding	100 - 240 V
Nominal frekvens	50 - 60 Hz
Nominal indgang	7,5 W
Beskyttelse mod elektrisk stød	Klasse II 
Beskyttelsesklasse	IP 30 (EN 60529)
Driftsforhold	Temperatur: +15 til +35° C Relativ luftfugtighed: 25 - 75 %
Opbevaringsbetingelser	Temperatur: 0 til +60° C Relativ luftfugtighed: 5 - 95 %
Intense Pulsed Light-lampe	Spektrum: >570 nm
Lithiumion-batteri	2 x 3,7 Volt 1100 mAh

Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer; du kan støde på ved brug af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Se telefonnummeret bag på brugervejledningen, eller besøg www.philips.com/satinlux for at få yderligere oplysninger.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet fungerer ikke.	De genopladelige batterier er brugt op.	Oplad apparatet (se afsnittet "Opladning").
	Apparatet er i stykker.	Kontakt dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Apparatet slukker pludseligt.	De genopladelige batterier er brugt op.	Oplad apparatet (se afsnittet "Opladning").
Adapteren bliver varm under opladning.	Dette er normalt.	Der kræves ingen handling.
Opladeindikatoren tændes ikke, når jeg sætter den lille stikprop i stikket på apparatet.	Du har ikke tilsluttet adapteren til stikkontakten.	Sæt den lille stikprop i stikket på apparatet, og tilslut adapteren til stikkontakten.
		Tilslut et andet apparat til stikkontakten for at kontrollere, om stikkontakten fungerer.

Problem	Mulig årsag	Løsning
		Hvis apparatet stadig ikke oplades, skal du kontakte dit lokale Kundecenter; din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
	Adapteren er ikke tilsluttet stikkontakten korrekt, og/eller den lille stikprop er ikke tilsluttet stikket på apparatet korrekt.	Kontroller, at adapteren er tilsluttet stikkontakten korrekt, og/eller at den lille stikprop er tilsluttet stikket på apparatet korrekt.
	Apparatet er i stykker.	Kontakt dit lokale Kundecenter; din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Jeg har tændt apparatet, men jeg kan ikke øge eller mindske lysintensiteten.	Apparatet skal nulstilles.	Hvis du vil nulstille apparatet, skal du slukket apparatet og derefter tænde det igen. Hvis du stadig ikke kan justere lysintensiteten, skal du kontakte dit lokale Kundecenter; din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Indikatoren for "klar til blink" tændes ikke, når jeg placerer apparatet på huden.	Du har ikke placeret det aftagelige vindue med sikkerhedsringen korrekt på huden.	Placer apparatet vinkelret på huden på en sådan måde, at alle kontaktafbrydere berører huden. Kontroller derefter, om "klar til blink"-indikatoren lyser, og tryk på blink-knappen.
		Hvis dette ikke fungerer, skal du placere apparatet et sted på kroppen, hvor det er let at skabe fuld hudkontakt, f.eks. på din underarm. Kontroller derefter, om indikatoren for "klar til blink" fungerer. Hvis "klar til blink"-indikatoren stadig ikke tændes, når du placerer apparatet på huden, skal du kontakte det lokale Kundecenter; din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
	Sikkerhedsringen er snavset.	Rens sikkerhedsringen omhyggeligt. Hvis du ikke kan rense sikkerhedsringen tilstrækkeligt, skal du kontakte det lokale Kundecenter; din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter for at udskifte blink-skærmen.
Indikatoren for "klar til blink" tændes ikke, når jeg placerer det aftagelige vindue på huden, men kølblæseren fungerer.	Beskyttelsesfunktionen mod overophedning er blevet aktiveret.	Når beskyttelsen mod overophedning er blevet aktiveret, fungerer blæseren stadig. Undgå at slukke apparatet og lad det køle ned i ca. 15 minutter; før du fortsætter med at bruge det. Hvis "klar til blink"-indikatoren ikke tændes, når du placerer apparatet på huden, skal du kontakte dit lokale Kundecenter; din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Indikatoren for "klar til blink" er grøn, men apparatet afgiver ikke et blink, når jeg trykker på blink-knappen.	Apparatet har brug for at blive nulstillet.	Hvis du vil nulstille apparatet, skal du slukke apparatet og tænde det igen. Hvis "klar til blink"-indikatoren er grøn, men apparatet stadig ikke afgiver et blink, når du trykker på blink-knappen, skal du kontakte dit lokale Kundecenter; din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet bliver varmt under brug.	Dette er normalt.	Der kræves ingen handling.
Apparatet viser ikke lysintensitet 1, når jeg tænder det.	Apparatet har brug for at blive nulstillet.	Hvis du vil nulstille apparatet, skal du slukke det og tænde det igen. Hvis apparatet stadig ikke viser lysintensitet 1, skal du kontakte dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Apparatet frembringer en mærkelig lugt.	Det aftagelige vindue er snavset.	Rens det aftagelige vindue omhyggeligt. Hvis du ikke kan rense det aftagelige vindue tilstrækkeligt, skal du kontakte det lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter for at udskifte det aftagelige vindue.
	Du har ikke barberet det område, som du vil behandle, tilstrækkeligt	Hvis der er hår i det område, der skal behandles, kan disse hår blive brændt, når du bruger apparatet. Som følge heraf kan der være en mærkelig lugt. Barber det område, der skal behandles, omhyggeligt, før du bruger apparatet.
Behandlingen er mere mærkbar end normalt.	Du har anvendt en for høj lysintensitet.	Kontroller, om du har valgt den rette lysintensitet. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge en lavere lysintensitet.
	Du har ikke barberet de områder, du vil behandle.	Barber altid de områder, du vil behandle, før du anvender apparatet.
	Apparatet er defekt.	Kontakt dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
	Du har opbevaret apparatet i støvede omgivelser.	Den mærkelige lugt forsvinder efter nogle få blink.
	Filterglasset i lysudgangsvinduet er gået i stykker.	Hvis filterglasset i lysudgangsvinduet er gået i stykker, skal du undgå at bruge apparatet mere. Kontakt dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Jeg oplever et uacceptabelt smertniveau, når jeg bruger apparatet.	Du har ikke barberet de områder, du vil behandle.	Barber altid det område, du vil behandle, før du anvender apparatet.
	Du har behandlet et område, som apparatet ikke er beregnet til.	Brug kun apparatet på ben, under armene og i bikiniområdet.
	Du har anvendt en for høj lysintensitet.	Reducer lysintensiteten til et niveau, der passer dig. Se kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten".

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Filterglasset til lysudgangsvinduet er gået i stykker.	Hvis filterglasset i lysudgangsvinduet er gået i stykker, skal du undgå at bruge apparatet mere. Kontakt dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
	Apparatet er ikke egnet til din hår- og hudfarve.	Undgå at bruge apparatet, hvis din kropsbeholdning er lysblond, rød, grå eller hvid. Undgå også at bruge apparatet, hvis du har meget mørk hud.
De behandlede områder bliver røde efter behandlingen.	Et let rødmen er uskadelig og normal og forsvinder hurtigt.	Der kræves ingen handling.
Hudreaktionen efter behandlingen varer længere.	Du har anvendt en for høj lysintensitet.	Vælg en lavere lysintensitet næste gang. Se kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten".
		Hvis hudreaktionen varer mere end tre dage, skal du kontakte din læge.
Hårreduktionen er ikke tilfredsstillende.	Du har anvendt en for lav lysintensitet.	Vælg en højere lysintensitet næste gang.
	Du har ikke ladet apparatet afgive et tilstrækkeligt antal blink.	Kontroller, at apparatet afgiver et tilstrækkeligt antal blink. Se kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten".
	Du har ikke lavet tilstrækkelige overlapninger, da du brugte apparatet.	For at opnå ordentlig hårfjerning, skal du lave overlapninger, når du bruger apparatet. Se kapitlet "Sådan bruges apparatet", trin 7.
	Du har ikke anvendt apparatet tilstrækkeligt hyppigt.	Brug apparatet hver anden uge.
	Apparatet er ikke egnet til din hår- og hudfarve.	Undgå at bruge apparatet, hvis din kropsbeholdning er lysblond, rød, grå eller hvid. Undgå også at bruge apparatet, hvis du har meget mørk hud.
Hår begynder at gro ud igen nogle steder i det behandlede område.	Du har ikke lavet tilstrækkelige overlapninger, da du brugte apparatet.	For at opnå ordentlig hårfjerning, skal du lave overlapninger, når du bruger apparatet. Se kapitlet "Sådan bruges apparatet".
	Hår begynder at gro ud igen som en del af den naturlige cyklus for hårvæksten.	Det er en naturlig del af kroppens hårvækst, at hårene begynder at vokse ud igen. De hår, der kommer tilbage, er imidlertid ofte blødere og tyndere.

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/satinlux. Η αποτρίχωση με φως είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους αφαίρεσης των ανεπιθύμητων τριχών του σώματος για περισσότερο καιρό. Διαφέρει πλήρως από τις σύγχρονες μεθόδους αποτρίχωσης στο σπίτι και η Philips διερευνά αυτή τη μέθοδο σε συνεργασία με κορυφαίους δερματολόγους για σχεδόν 10 χρόνια. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πρωτοποριακή τεχνολογία με άνεση στον προσωπικό χώρο του σπιτιού σας, όποτε θέλετε.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για αποτρίχωση σε περιοχές του γυναικείου σώματος κάτω από το λαιμό:

- μασχάλες
- περιοχή μπικίνι
- πόδια

Η συσκευή δεν προορίζεται για:

- άτομα με πολύ ανοιχτόχρωμες τρίχες (πολύ ξανθές, κόκκινες, γκρι ή λευκές τρίχες σώματος) ή πολύ σκούρο δέρμα. Δείτε το κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση', ενότητα 'Ρύθμιση του επιπέδου έντασης φωτός'.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SatinLux, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/satinlux.

Πώς λειτουργεί η φωτο-αποτρίχωση

Ανάπτυξη τριχών

Ανάλογα με την ηλικία, το μεταβολισμό και άλλους παράγοντες, η ανάπτυξη των τριχών διαφέρει σε κάθε άτομο, αλλά σε γενικές γραμμές η τρίχα αναπτύσσεται σε τρία στάδια:

1 Αναγενές στάδιο (στάδιο έκφυσης και ανάπτυξης)

Η ανάπτυξη των τριχών γίνεται από τη ρίζα. Σε αυτή τη φάση, η συγκέντρωση μελανίνης είναι υψηλότερη. Η μελανίνη ευθύνεται για το χρώμα της τρίχας. Όσο περισσότερη μελανίνη υπάρχει στη ρίζα, τόσο πιο σκούρα θα είναι η τρίχα. Η συγκέντρωση της μελανίνης είναι επίσης καθοριστικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου. Μόνο οι τρίχες στο αναγενές στάδιο είναι επιρρεπείς στη θεραπεία με φως.

2 Καταγενές στάδιο (στάδιο απόπτωσης)


Η ανάπτυξη της τρίχας σταματά και η ρίζα συρρικνώνεται πριν η τρίχα πέσει.

3 Τελογενές στάδιο (στάδιο ηρεμίας)

Η παλιά τρίχα αποχωρίζεται από τη ρίζα και η νέα τρίχα φυτρώνει και σπρώχνει την παλιά. Η ρίζα παραμένει ανενεργή μέχρι το βιολογικό ρολόι να την ενεργοποιήσει ξανά για την ανάπτυξη νέας τρίχας (4). Οι τρίχες σε μια περιοχή του σώματος βρίσκονται συνήθως σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.

Αρχή λειτουργίας

Η συσκευή αφαιρεί τις τρίχες θερμαίνοντας την τρίχα και τη ρίζα κάτω από το δέρμα. Η μελανίνη στην τρίχα και τη ρίζα απορροφά το εκπεμπόμενο παλμικό φως. Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα της



τρίχας, τόσο περισσότερη θερμότητα θα παράγεται. Η διαδικασία αυτή οδηγεί την τρίχα να εισέλθει στη φάση ηρεμίας.

Η τρίχα τώρα πέφτει φυσικά και αποτρέπεται η ανάπτυξη νέας τρίχας. Για βέλτιστα αποτελέσματα αποτρίχωσης δεν αρκεί μία μόνο συνεδρία, καθώς μόνο οι τρίχες στο αναγενές στάδιο είναι επιρρεπείς στη θεραπεία με το φως. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι τρίχες στην περιοχή βρίσκονται συνήθως σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Για επιτυχή αποτρίχωση ανεξαρτήτως σταδίου και αποτροπή της επανενεργοποίησης της ρίζας, οι θεραπείες πρέπει να επαναλαμβάνονται **μία φορά κάθε δύο εβδομάδες**. Ένα ενσωματωμένο οπτικό φίλτρο εξασφαλίζει ότι οι ακτίνες UV δεν φτάνουν στο δέρμα και επομένως δεν το επηρεάζουν.

Πλεονεκτήματα

Αυτή η συσκευή έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

Επαγγελματική τεχνολογία IPL για χρήση στο σπίτι

Η SatinLux χρησιμοποιεί μια τεχνολογία με βάση το φως που ονομάζεται 'Intense Pulsed Light' (Έντονο παλμικό φως - IPL). Η τεχνολογία IPL χρησιμοποιείται επίσης στον τομέα επαγγελματικής ομορφιάς για αποτρίχωση. Η SatinLux φέρνει τώρα αυτή την πρωτοποριακή τεχνολογία στην άνεση του σπιτιού σας.

Αποτελεσματική πρόληψη επανεμφάνισης της τριχοφυΐας για μόνιμη απαλότητα

Αυτή η μέθοδος αποτρέπει την επανεμφάνιση των τριχών για μεγάλο χρονικό διάστημα και προσφέρει απαλό δέρμα. Οι μελέτες μας αναφέρουν σημαντική μείωση των τριχών μετά από μόλις 2 θεραπείες. Βέλτιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονταν σε γενικές γραμμές μετά από 4 με 5 θεραπείες. Η ελάττωση στην πυκνότητα των τριχών είναι ορατή μεταξύ των θεραπειών. Πόσο γρήγορα θα είναι ορατά τα αποτελέσματα και πόσο θα διαρκέσουν ποικίλλει ανάλογα με το άτομο. Επαναλάβετε τη θεραπεία κάθε δύο εβδομάδες για βέλτιστα αποτελέσματα και απαλό δέρμα για πάντα.

Απαλή θεραπεία, ακόμα και σε ευαίσθητες περιοχές του σώματος

Η SatinLux είναι προϊόν στενής συνεργασίας με κορυφαίους δερματολόγους για αποτελεσματική και απαλή θεραπεία, ακόμα και στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος.

Ασύρματη λειτουργία για βέλτιστη ελευθερία και ευελιξία

Καθώς η συσκευή λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, είναι φορητή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού.

Γενική περιγραφή (Εικ. 2)

- A** Παράθυρο εξόδου φωτός με γυάλινο φίλτρο
- B** Αποσπώμενο παράθυρο
- C** Μεταλλική επιφάνεια στο εσωτερικό του αποσπώμενου παραθύρου
- D** Σύστημα ασφαλείας (δακτύλιος ασφαλείας με διακόπτες επαφής)
- E** Κουμπί εκπομπής
- F** Λυχνίες επιπέδου έντασης (1 -5)
- G** ▲ Κουμπί αύξησης έντασης
- H** ▼ Κουμπί μείωσης έντασης

- I** Λυχνία φόρτισης με ένδειξη χαμηλής ισχύος μπαταρίας
 - J** Κουμπί on/off
 - K** Λυχνία ετοιμότητας εκπομπής
 - L** Υποδοχή συσκευής
 - M** Μετασχηματιστής
 - N** Μικρό βύσμα
- Περιλαμβάνεται επίσης: θήκη και πανάκι καθαρισμού

Σημαντικό

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος



- Το νερό και ο ηλεκτρισμός αποτελούν επικίνδυνο συνδυασμό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον (π.χ. στο μπάνιο, σε ντους ή πισίνα).
- Διατηρείτε τη συσκευή και τον μετασχηματιστή στεγνά.

Προειδοποίηση

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον μετασχηματιστή που παρέχεται.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν ο μετασχηματιστής ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί βλάβη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν σπάσει το γυάλινο φίλτρο.
- Εάν ο μετασχηματιστής υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή κινδύνου.
- Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή για να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτό προκαλεί επικίνδυνες καταστάσεις.
- Προς αποφυγή βλαβών:
 - 1 μην καλύπτετε ποτέ τις υποδοχές εξαερισμού κατά τη διάρκεια της χρήσης
 - 2 βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τη ροή του αέρα μέσα από τις υποδοχές εξαερισμού
 - 3 μην υποβάλλετε ποτέ τη συσκευή σε έντονα τραντάγματα και μην την κουνάτε ή τη ρίχνετε κάτω

- Εάν μεταφέρετε τη συσκευή από ένα πολύ κρύο περιβάλλον σε ένα πολύ ζεστό περιβάλλον, περιμένετε περίπου 3 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε περιβάλλον με σκόνη.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή ακτινοβολία UV για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προσοχή

- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για αποτρίχωση σε γυναικείο σώμα. Μην τη χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για αφαίρεση ανθρωπίνων τριχών από περιοχές κάτω από το λαιμό. Μην τη χρησιμοποιείτε για κανένα άλλο σημείο του σώματος.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική ή επαγγελματική χρήση.
- Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, εάν χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά μέρη του σώματος από αυτά για τα οποία προορίζεται ή εάν χρησιμοποιηθεί από άτομα τα οποία αποκλείονται ρητώς από τη χρήση της, η εγγύηση ακυρώνεται και η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη που θα προκληθεί.
- Ενδέχεται να παρουσιαστεί ερυθρότητα ή ερεθισμοί στο δέρμα σας μετά τη χρήση της συσκευής σας. Αυτό το φαινόμενο είναι απολύτως φυσιολογικό και υποχωρεί γρήγορα. Εάν ο ερεθισμός δεν υποχωρήσει εντός τριών ημερών, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Μην εκθέτετε την συσκευή σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 15°C ή υψηλότερες από 35°C κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη προστασία υπερθέρμανσης. Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, δεν αναβοσβήνει. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά πριν συνεχίσετε τη θεραπεία.
- Να παραδίδετε πάντα τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips για έλεγχο ή επισκευή. Επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να αποβεί άκρως επικίνδυνη για τον χρήστη.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις αντενδείξεις.

Αντενδείξεις

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή:

- Εάν πάσχετε από κάποια δερματική ασθένεια, όπως ενεργό καρκίνο δέρματος, εάν υπάρχει ιστορικό καρκίνου δέρματος ή άλλου εντοπισμένου καρκίνου σε περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η θεραπεία, εάν φέρετε προκαρκινικά τραύματα ή πολλούς άτυπους σπίλους σε περιοχές που θα συμπεριληφθούν στη θεραπεία.
- Εάν πάσχετε από επιληψία με φωτοευαισθησία.
- Εάν υπάρχει ιστορικό διαταραχής κολλαγόνου, συμπεριλαμβανομένου ιστορικού σχηματισμού χηλοειδών ουλών ή ιστορικού αργής επούλωσης πληγών.

- Εάν υπάρχει ιστορικό αγγειακής διαταραχής, όπως παρουσία κιρσώδων φλεβών ή αγγειακή εκστασία στις περιοχές που θα εφαρμοστεί η θεραπεία.
- Εάν το δέρμα σας έχει ευαισθησία στο φως και προκαλούνται εξανθήματα ή αλλεργικές αντιδράσεις. Εάν προσλαμβάνετε φωτοευαίσθητους παράγοντες ή φάρμακα, ελέγξτε το ένθετο της συσκευασίας της φαρμακευτικής αγωγής σας και μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν αναγράφεται ότι υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης φωτοαλλεργικών αντιδράσεων, φωτοτοξικών αντιδράσεων ή εάν πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια λήψης του φαρμάκου.
- Εάν πάσχετε από διαβήτη, ερυθρηματώδη λύκο, πορφυρία ή ε καρδιακή συμφόρηση.
- Σε περιοχές του δέρματός σας όπου εφαρμόζεται τώρα ή έχει εφαρμοστεί πρόσφατα αγωγή με άλφα υδροξύ-οξέα (AHA), βήτα υδροξύ-οξέα (BHA), τοπική εφαρμογή ισοτρετινοΐνης και αζελαϊκού οξέος.
- Εάν έχει προηγηθεί στοματική πρόσληψη ισοτρετινοΐνης Accutane® ή Roaccutane® μέσα στους τελευταίους έξι μήνες. Αυτή η αγωγή ενδέχεται να αυξήσει την ευαισθησία του δέρματος σε τομές, πληγές και ερεθισμούς.
- Εάν πάσχετε από αιμοφιλία ή λαμβάνετε αντιθρομβωτικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης υψηλής χρήσης ασπιρίνης, με τρόπο που δεν επιτρέπει την απομάκρυνση της ουσίας σε ελάχιστη περίοδο 1 εβδομάδας πριν από τη θεραπεία.
- Εάν πάσχετε από μολύνσεις, έκζεμα, εγκαύματα, φλεγμονώδη εγκαύματα, ανοιχτές πληγές, αμυχές, τομές, απλό έρπη, πληγές ή τραύματα και αιματώματα στις περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστεί η θεραπεία.
- Εάν υπάρχει ιστορικό ανοσοκατασταλτικής ασθένειας (συμπεριλαμβανομένης μόλυνσης από τον ιό HIV ή AIDS) ή όταν ακολουθείτε ανοσοκατασταλτική αγωγή.
- Όταν προσλαμβάνετε παυσίπονα που μειώνουν την ευαισθησία στη θερμότητα.
- Σε περίοδο εγκυμοσύνης ή θηλασμού.
- Σε σπίλους, φακίδες, μεγάλες φλέβες, πιο σκουρόχρωμες περιοχές, ουλές, δερματικές ανωμαλίες χωρίς τη συμβουλή γιατρού. Υπάρχει ενδεχόμενο εγκαύματος και αποχρωματισμού, το οποίο μπορεί να δυσκολέψει τον εντοπισμό δερματολογικών νόσων (π.χ. καρκίνου του δέρματος).
- Σε θηλές και περιοχές βλεννογόνων.
- Μετά από εντατική ηλιοθεραπεία ή/και σε δέρμα που έχει υποστεί έγκαυμα από τον ήλιο ή εάν χρησιμοποιείτε ουσίες επιτάχυνσης μαυρίσματος.
- Σε κρεατοελιές, τατουάζ ή μόνιμο μείκ-απ. Ενδέχεται να προκληθεί έγκαυμα ή αποχρωματισμός.
- Εάν χρησιμοποιείτε αποσμητικά μεγάλης διάρκειας. Ενδέχεται να προκαληθούν ερεθισμοί του δέρματος.
- Πάνω και κοντά σε οτιδήποτε τεχνητό, όπως εμφυτεύματα σιλικόνης, αντισυλληπτικά εμφυτεύματα Implanon, βηματοδότες, υποδόρια σημεία χορήγησης με ένεση (διανεμητής ινσουλίνης) ή οπές.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Φόρτιση

Φορτίζετε πλήρως τις μπαταρίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά και όταν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί έως 4 ώρες.

Φορτίζετε τη συσκευή όταν η λυχνία φόρτισης ανάψει πορτοκαλί κατά τη διάρκεια της χρήσης. Όταν η λυχνία φόρτισης ανάψει, η υπολειπόμενη διάρκεια είναι τουλάχιστον 30 εκπομπές φωτός. Οι πλήρως φορτισμένες μπαταρίες παρέχουν τουλάχιστον 160 εκπομπές φωτός έντασης 5, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 15 λεπτά ασύρματης λειτουργίας τη φορά. Ο πραγματικός αριθμός εκπομπών ποικίλλει ανάλογα με την ένταση φωτός που έχει επιλεγεί (δείτε 'Απόδοση σε διαφορετικά επίπεδα έντασης φωτός' στο κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση').

Φορτίζετε πλήρως τη συσκευή κάθε 3 με 4 μήνες, ακόμα και εάν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Συνδέστε το βύσμα στη συσκευή και το μετασχηματιστή στην πρίζα.

- Η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει πράσινη υποδεικνύοντας ότι η συσκευή φορτίζεται.
- Όταν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες, η λυχνία φόρτισης ανάβει συνεχόμενα πράσινη.

Προσοχή: Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή και το μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, δεν είναι δυνατή η χρήση της συσκευής.

Σημείωση: Ο μετασχηματιστής θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό.

3 Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή από την πρίζα και το μικρό βύσμα από τη συσκευή.

Προετοιμασία για χρήση

Για βέλτιστα αποτελέσματα και μέγιστη απόδοση, προετοιμάστε τις περιοχές στις οποίες θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνέχεια.

1 Ξυρίστε τις περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστεί η θεραπεία, εφόσον υπάρχει επανεμφάνιση τριχοφυΐας.

Μην αφαιρείτε ποτέ τις τρίχες με κεριά, αποτρίχωση, τσιμπιδάκι ή αποτριχωτική κρέμα. Αυτές οι μέθοδοι αντιδρούν στη φωτο-αποτρίχωση καθώς αφαιρούν τις τρίχες από τη ρίζα. Σε αυτές τις

περιπτώσεις, το φως δεν απορροφάται επαρκώς από τη ρίζα και η τριχοφυΐα θα επανεμφανιστεί.

Σημείωση: Το ξύρισμα είναι απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική κατεύθυνση της ενέργειας του φωτός στη ρίζα της τρίχας. Επίσης, οι ορατές τρίχες στην περιοχή στην οποία εφαρμόζεται η θεραπεία ενδέχεται να καούν από το φως με αποτέλεσμα μια δυσάρεστη οσμή. Σε γενικά πλαίσια, είναι ακίνδυνο, ενδέχεται όμως να είναι ελαφρώς επίπονο κατά τη χρήση της συσκευής.

- 2** Καθαρίστε το δέρμα σας και βεβαιωθείτε ότι είναι τελείως στεγνό και καθαρό από λιπαρότητα και λιπαρές ουσίες (π.χ. που υπάρχουν σε καλλυντικά όπως αποσμητικά, λοσιόν, αρώματα, κρέμες μαυρίσματος και αντηλιακά).

Σημείωση: Εάν κατά το ξύρισμα προκαλούνται πληγές ή τραυματισμοί, το δέρμα ενδέχεται να είναι πιο ευαίσθητο. Σε αυτή την περίπτωση, η θεραπεία με φως ενδέχεται να γίνεται περισσότερο αισθητή και μερικές φορές επίπονη.

Σημείωση: Μόλις η επανεμφάνιση των τριχών σταματήσει - συνήθως μετά από ορισμένο αριθμό συνεδριών - δεν θα χρειάζεται να ξυρίζεστε πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Συμβουλή: Εάν κατά το ξύρισμα προκαλούνται ερεθισμοί, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια κοπτική μηχανή για να κόψετε τις τρίχες όσο το δυνατό πιο κοντές. Σε αυτή την περίπτωση, η θεραπεία με φως ενδέχεται να γίνεται πιο αισθητή και μερικές φορές επίπονη.

Ρύθμιση του επιπέδου έντασης φωτός

Πρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του φωτός για το δέρμα και το χρώμα των τριχών σας σε ένα επίπεδο που δεν σας προκαλεί πόνο.

Ο παρακάτω πίνακας με τις συνιστώμενες εντάσεις φωτός σας βοηθάει να καθορίσετε τη σωστή ένταση φωτός.

- 1** Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να καθορίσετε τις εντάσεις φωτός που είναι πιο κατάλληλες για τον τύπο του δέρματός σας και το χρώμα των τριχών σας, και για να ελέγξετε εάν αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για εσάς (εάν όχι, ενδείκνυται με το σύμβολο x στον πίνακα).

Σημείωση: Τα άτομα με πιο σκούρα επιδερμίδα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο ερεθισμού δέρματος καθώς το δέρμα τους απορροφά περισσότερη ακτινοβολία. Συνεπώς, για άτομα με πιο σκούρο δέρμα συνιστώνται χαμηλότερα επίπεδα έντασης.

- 2** Για κάθε περιοχή του σώματος στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε τη θεραπεία, επιλέξτε το υψηλότερο δυνατό κατάλληλο επίπεδο έντασης που δεν προκαλεί αίσθηση δυσάρεσκιας στο δέρμα.

Επιτρέπεται να αισθάνεστε την ένταση του φωτός που χρησιμοποιείτε θερμή ή ζεστή στο δέρμα σας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αισθάνεστε πόνο.

Σημείωση: Πριν από κάθε θεραπεία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί στη σωστή ένταση.

Συνιστώμενα επίπεδα έντασης φωτός (1-5)

Χρώμα δέρματος & χαρα- κτηριστι- κά:	Λευκό (καίγεται πάντα, δεν μαυ- ρίζει)	Μπεζ (καίγεται εύκολα, μαυρίζει ελάχιστα)	Ελαφρώς καστανό (καίγεται μερικές φορές, μαυρίζει αρκετά)	Μέτριο καστανό (καίγεται σπάνια, μαυρί- ζει γρή- γορα και πολύ)	Σκούρο καστανό (καίγεται σπάνια, μαυρίζει πάρα πολύ)	Μελαχρινό (καίγε- ται σπάνια ή ποτέ, μαυρί- ζει πάρα πολύ)	
Χρώμα τριχών σώματος:	λευκό/γκρι	x	x	x	x	x	x
	κόκκινο	x	x	x	x	x	x
	ανοιχτό ξανθό	x	x	x	x	x	x
	ξανθό	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
	σκούρο ξανθό/ ανοιχτό καστανό	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
	καστανό	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
	σκούρο καστανό	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
	μαύρο	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x

Το σύμβολο x σημαίνει ότι δεν ενδείκνυται η χρήση της συσκευής.

Σημείωση: Η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με πολύ σκούρο ή μελαχρινό δέρμα, εξαιτίας αυξημένου κινδύνου σε ερεθισμούς του δέρματος.

Σημείωση: Η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα που έχουν ανοιχτές ξανθές, κόκκινες, γκρι ή λευκές τρίχες καθώς τα χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης μελανίνης στις τρίχες δεν ευνοεί την αποτελεσματική αφαίρεση των τριχών.

Σημείωση: Σε υψηλότερα επίπεδα έντασης φωτός δεν αυξάνεται η απόδοση της συσκευής και η εφαρμογή της γίνεται πιο αισθητή.

Απόδοση σε διαφορετικά επίπεδα έντασης φωτός

Ένταση φωτός	Απόδοση	Αριθμός εκπομπών
5	*****	160
4	****	190
3	***	250
2	**	350

Ένταση φωτός

Απόδοση

Αριθμός εκπομπών

1

*

520

Το σύμβολο * υποδεικνύει το επίπεδο απόδοσης

Σημείωση: Αυτός ο πίνακας υποδεικνύει τον αριθμό των εκπομπών φωτός που μπορεί να εκπέμψει η συσκευή σε κάθε επίπεδο έντασης φωτός και την αντίστοιχη αναμενόμενη απόδοση. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο για το χρώμα του δέρματος και των τριχών του σώματός σας επίπεδο έντασης φωτός.

Χρήση της συσκευής

Επιτρέπεται να αισθάνεστε την ένταση του φωτός που χρησιμοποιείτε θερμή ή ζεστή στο δέρμα σας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αισθάνεστε πόνο.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για αποτρίχωση σε γυναικείο σώμα σε περιοχές κάτω από το λαμό: μασχάλες, περιοχή μικικίνι και πόδια.

Σημείωση: Ξυρίστε την περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί η θεραπεία πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής (δείτε το κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση').

Συμβουλή: Η καλύτερη ώρα για την εφαρμογή της θεραπείας είναι το βράδυ πριν κοιμηθείτε, έτσι ώστε να περιοριστούν τυχόν ερεθισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

1 Πιέστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.


▶ Η λυχνία έντασης 1 ανάβει αυτόματα υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί στην προεπιλεγμένη ένταση 1.


Σημείωση: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή οποιαδήποτε στιγμή πιέζοντας το κουμπί on/off ξανά.

Σημείωση: Είναι φυσιολογικό η συσκευή να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ για να αυξήσετε την ένταση. Για να χαμηλώσετε την ένταση, πατήστε το κουμπί ▼.


▶ Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, αρχίζει να αναβοσβήνει η αντίστοιχη λυχνία έντασης. Αυτό διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα.






- 3** Τοποθετήστε τη συσκευή κάθετα πάνω στο δέρμα έτσι ώστε το αποσπώμενο παράθυρο και ο δακτύλιος ασφαλείας να έρχονται σε επαφή με το δέρμα.

Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, δοκιμάστε τη, για παράδειγμα στο γόφο σας, για να συνηθίσετε στη μέθοδο βάσει φωτός. Ξεκινήστε με το χαμηλότερο συνιστώμενο επίπεδο έντασης και αυξήστε το σταδιακά μέχρι να φτάσετε στο υψηλότερο συνιστώμενο επίπεδο έντασης. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχου θα καθορίσετε την ευαισθησία του δέρματός σας στο φως. Ελέγξτε εάν το δέρμα σας παρουσιάζει ερεθισμούς 20 λεπτά μετά από τη δοκιμή. Εάν ναι, χρησιμοποιήστε ένα χαμηλότερο συνιστώμενο επίπεδο έντασης για τις περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστεί η θεραπεία.




- 4** Πιέστε το δακτύλιο ασφαλείας εντελώς πάνω στο δέρμα ασκώντας ελαφριά πίεση.

Σημείωση: Ο δακτύλιος ασφαλείας έχει διακόπτες επαφής οι οποίοι αποτελούν το σύστημα ασφαλείας της συσκευής. Αυτός ο δακτύλιος ασφαλείας αποτρέπει την αθέμιτη εκπομπή φωτός από τη συσκευή χωρίς επαφή με το δέρμα.



- ▶ Όταν όλοι οι διακόπτες επαφής του δακτυλίου ασφαλείας πιεστούν μέσα στη συσκευή, η λυχνία ετοιμότητας εκπομπής στο πίσω μέρος της συσκευής ανάβει. Αυτό ενδέχεται να διαρκέσει λίγα δευτερόλεπτα. Όταν η λυχνία ετοιμότητας εκπομπής είναι αναμμένη, η συσκευή είναι έτοιμη για μια εκπομπή φωτός.


Συμβουλή: Για ευκολότερη χρήση, τεντώστε το δέρμα στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε τη θεραπεία. Σε περιοχές με απαλότερο δέρμα, ενδέχεται να χρειάζεστε να ασκήσετε περισσότερη πίεση στη συσκευή για να πιέσετε όλους τους διακόπτες επαφής προς τα μέσα.



- 5** Πιέστε το κουμπί εκπομπής για να απελευθερώσετε μια εκπομπή. Αφού η συσκευή απελευθερώσει μια εκπομπή φωτός, αφήστε το κουμπί εκπομπής.

- 6** Για την επόμενη εκπομπή, επαναλάβετε τα βήματα 3, 4 και 5. Αυτό ενδέχεται να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.

Μην εκπέμπετε δύο φορές στην ίδια περιοχή χωρίς να ανασκώσετε τη συσκευή από το δέρμα. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η υπερβολική θερμότητα και ενδεχόμενο εγκαύματος στο δέρμα.



- 7** Για να μην αφήσετε περιοχές στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί η θεραπεία, να βεβαιώνετε πάντα ότι η επόμενη περιοχή εφαρμογής επικαλύπτει μερικώς την προηγούμενη, όταν τοποθετείτε τη συσκευή πάνω στο δέρμα. Το χρήσιμο φως εκπέμπεται μόνο από το παράθυρο εξόδου φωτός. Βεβαιωθείτε ότι οι εκπομπές δεν παράγονται πολύ κοντά η μία με την άλλη.

- 8** Απενεργοποιήστε τη συσκευή αφού ολοκληρώσετε τη θεραπεία.

Σημείωση: Μην κοιτάτε απευθείας το φως που εκπέμπεται από το παράθυρο όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Σημείωση: Το ορατό φως που παράγεται από τη συσκευή είναι η αντανάκλαση της εκπομπής στο δέρμα και είναι ακίνδυνο για τα μάτια σας. Δεν είναι απαραίτητο να φοράτε γυαλιά κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Οδηγίες για τη θεραπεία

Συνιστώμενος αριθμός εκπομπών και χρόνος θεραπείας.

Περιοχή	Αριθμός εκπομπών κατά προσέγγιση	Χρόνος θεραπείας κατά προσέγγιση
Μασχάλες	25 για κάθε μασχάλη	3 λεπτά για κάθε μασχάλη
Γραμμή μπικίνι	25 για κάθε πλευρά	3 λεπτά για κάθε πλευρά
Ολόκληρη την περιοχή μπικίνι	90 για ολόκληρη την περιοχή	10 λεπτά
Μία γάμπα	160-190	15 λεπτά
Ένα ολόκληρο πόδι	320-380	30 λεπτά

Σημείωση: Οι πλήρως φορτισμένες μπαταρίες παρέχουν τουλάχιστον 160 εκπομπές σε επίπεδο έντασης 5, οι οποίες αναλογούν σε περίπου 15 λεπτά ασύρματης λειτουργίας.

Πώς να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα

Βέλτιστα αποτελέσματα μπορεί να επιτευχθούν με μία μόνο συνεδρία, αφού μόνο οι τρίχες στο στάδιο της αναγέννησης είναι επιρρεπείς στη θεραπεία με φως. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι τρίχες στην περιοχή στην οποία εφαρμόζεται η θεραπεία βρίσκονται συνήθως σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Για αποτελεσματική αποτρίχωση και αποτροπή της επανεμφάνισης της τριχοφυΐας, πρέπει να επαναλαμβάνετε τη θεραπεία κάθε 2 εβδομάδες. Συνιστάται η συμμόρφωση με αυτή τη συχνότητα. Δεν αναμένονται καλύτερα αποτελέσματα εάν αυξήσετε ή μειώσετε τη συχνότητα της θεραπείας. Κλινικές δοκιμές έχουν δείξει ότι αυτή είναι η βέλτιστη συχνότητα χρήσης.

Μετά τη θεραπεία

Μετά τη θεραπεία μπορεί να προκύψουν τα εξής:

- Το δέρμα σας μπορεί να εμφανίσει ελαφριά ερυθρότητα ή/και κνησμό, τσούξιμο ή αύξηση θερμοκρασίας. Αυτή η αντίδραση είναι ακίνδυνη και υποχωρεί γρήγορα.
- Μια αντίδραση του δέρματος παρόμοια με έγκαυμα από τον ήλιο στην περιοχή στην οποία εφαρμόστηκε η θεραπεία για μικρό χρονικό διάστημα.
- Το δέρμα σας ενδέχεται να φαίνεται ξηρό, καθώς ο συνδυασμός ξυρίσματος και θεραπείας με φως ενδέχεται να προκαλέσουν ξηρότητα δέρματος.
- Ορισμένες τρίχες επανεμφανίζονται παρόλο που χρησιμοποιείτε τη συσκευή συχνά. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τρίχες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι τρίχες που επανεμφανίζονται είναι συνήθως μαλακότερες και λεπτότερες.

Συνιστάται να:

- Συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν ο ερεθισμός του δέρματος δεν υποχωρήσει εντός τριών ημερών (δείτε το κεφάλαιο 'Σημαντικό', ενότητα 'Προσοχή').
- Περιμένετε να υποχωρήσει ο ερεθισμός του δέρματος πριν εφαρμόσετε την επόμενη θεραπεία. Ίσως, να χρησιμοποιήσετε μια ένταση που ήταν πολύ υψηλή για εσάς. Την επόμενη φορά χρησιμοποιείτε χαμηλότερο επίπεδο έντασης.
- Μην κάθεστε στον ήλιο για πολλή ώρα για εντατικό μαύρισμα χωρίς την κατάλληλη προστασία αμέσως μετά τη θεραπεία. Εάν θέλετε να κάνετε ηλιοθεραπεία μετά τη θεραπεία, χρησιμοποιήστε αντηλιακό στις περιοχές στις οποίες έχει εφαρμοστεί η θεραπεία.
- Μην κολυμπάτε σε χλωριωμένο νερό για 48 ώρες μετά τη θεραπεία. Το χλώριο στο νερό ενδέχεται να προκαλέσει κνησμό.
- Μην εφαρμόζεται καλλυντικές ουσίες στις περιοχές στις οποίες έχει εφαρμοστεί η θεραπεία μετά την εφαρμογή.

Καθαρισμός και συντήρηση

Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της με νερό βρύσης ή στο πλυντήριο πιάτων.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.

Μην χαράσσετε ποτέ το γυάλινο φίλτρο ή τη μεταλλική επιφάνεια στο εσωτερικό του αποσπώμενου παραθύρου.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες επαφής του δακτυλίου ασφαλείας δεν μπλοκάρουν με βρομιά.

Σημείωση: Διακόψτε τη χρήση της συσκευής όταν δεν θα είναι πλέον δυνατός ο καθαρισμός του γυάλινου φίλτρου ή του αποσπώμενου παραθύρου.

Για βέλτιστα αποτελέσματα και μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής, καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε θεραπεία.

- 1** Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.


Σημείωση: Το γυάλινο φίλτρο θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει πριν το καθαρίσετε.

- 2** Για να αφαιρέσετε το αποσπώμενο παράθυρο, τοποθετήστε τα δάχτυλά σας στις εσοχές του περιβλήματος της συσκευής και τραβήξτε το αποσπώμενο παράθυρο για να το αφαιρέσετε από τη συσκευή.

- 3** Χρησιμοποιείτε το στεγνό, απαλό πανί που παρέχεται με τη συσκευή για να καθαρίσετε τα παρακάτω εξαρτήματα:

- την επιφάνεια του γυάλινου φίλτρου
- την εξωτερική επιφάνεια του αποσπώμενου παραθύρου
- το μεταλλικό πλαίσιο στο εσωτερικό του αποσπώμενου παραθύρου
- το περίβλημα της συσκευής (εάν είναι απαραίτητο)

Σημείωση: Εάν είναι απαραίτητο, βρέξτε το πανί με μερικές σταγόνες νερό.



Αποθήκευση

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- 2 Καθαρίστε τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε.
- 3 Τοποθετήστε τη συσκευή στη θήκη που παρέχεται.
- 4 Φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό μέρος με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 60°C.

Περιβάλλον






- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος.
- Οι ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες πριν απορρίψετε τη συσκευή ή την παραδώσετε σε ένα επίσημο σημείο συλλογής. Απορρίψτε τις μπαταρίες σε επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην αφαίρεση των μπαταριών, μπορείτε να αποταθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips, όπου θα αφαιρέσουν τις μπαταρίες και θα τις απορρίψουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.


Αφαίρεση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών

Αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μόνο όταν είναι εντελώς άδειες.


- 1 Εισαγάγετε μια βελόνα ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο στο όργανο της συσκευής για να αφαιρέσετε το κάτω κάλυμμα της λαβής.
- 2 Ξεβιδώστε τις δύο βίδες.




- 3 Αφαιρέστε το κάτω μέρος της λαβής και κόψτε τα δύο καλώδια που συνδέουν το κάτω μέρος της συσκευής.



- 4** Τραβήξτε τις υποδοχές των μπαταριών και αφαιρέστε τις από τους ακροδέκτες μπαταριών.



- 5** Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από τη συσκευή κουνώντας τις.



- 6** Κόψτε τα δύο καλώδια που συνδέουν τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στη συσκευή.

Εγγύηση και σέρβις

Εάν χρειάζεστε τεχνική εξυπηρέτηση ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com/satinlux ή καλέστε τον αριθμό 00800-SATINLUX (72846589).


Ανταλλακτικά

Διατίθενται τα εξής ανταλλακτικά:

- Αποσπώμενο παράθυρο
- Μετασχηματιστής
- Θήκη

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος SC2000

Ονομαστική τάση	100V-240V
Ονομαστική συχνότητα	50Hz-60Hz
Ονομαστική είσοδος	7,5W
Προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας	Class II 

Τύπος SC2000

Κατηγορία προστασίας	IP 30 (EN 60529)
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: +15° έως +35°C Σχετική υγρασία: 25% έως 75%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: 0° έως +60°C Σχετική υγρασία: 5% έως 95%
Λάμπα έντονου παλμικού φωτός	Φάσμα: >570nm
Μπαταρία ιόντων λιθίου	2 x 3,7 Volt 1100 mAh

Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα βάσει των παρακάτω πληροφοριών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Δείτε τον τηλεφωνικό αριθμό στο πίσω μέρος του εγχειριδίου χρήσης ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/satinlux για περαιτέρω πληροφορίες.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι άδειες.	Φορτίστε τη συσκευή (δείτε το κεφάλαιο 'Φόρτιση').
	Η συσκευή έχει χαλάσει.	Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, τον αντιπρόσωπο της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips.
Η συσκευή απενεργοποιείται ξαφνικά.	Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι άδειες.	Φορτίστε τη συσκευή (δείτε το κεφάλαιο 'Φόρτιση').
Ο μετασχηματιστής θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.	Αυτό είναι φυσιολογικό.	Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
Η λυχνία φόρτισης δεν ανάβει όταν συνδέω το μικρό βύσμα στην υποδοχή της συσκευής.	Δεν έχετε τοποθετήσει το μετασχηματιστή στην πρίζα.	Συνδέστε το μικρό βύσμα στην υποδοχή της συσκευής και το μετασχηματιστή στην πρίζα.
		Συνδέστε μια άλλη συσκευή στην πρίζα για να βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
		Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην φορτίζεται, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips.
	Ο μετασχηματιστής δεν έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα ή/και το μικρό βύσμα δεν έχει συνδεθεί σωστά στην υποδοχή της συσκευής.	Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα ή/και το μικρό βύσμα έχει συνδεθεί σωστά στην υποδοχή της συσκευής.
	Η συσκευή έχει χαλάσει.	Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, τον αντιπρόσωπο της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips.
Ενεργοποίησα τη συσκευή αλλά δεν μπορώ να αυξήσω ή να μειώσω το επίπεδο έντασης φωτός.	Πρέπει να γίνει επαναρύθμιση της συσκευής.	Για να πραγματοποιήσετε επαναρύθμιση της συσκευής, απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ζανά. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips.
Η λυχνία ετοιμότητας εκπομπής δεν ανάβει όταν τοποθετώ τη συσκευή πάνω στο δέρμα μου.	Δεν έχετε τοποθετήσει σωστά το αποσπώμενο παράθυρο με το δακτύλιο ασφαλείας πάνω στο δέρμα.	Τοποθετήστε τη συσκευή κάθετα πάνω στο δέρμα έτσι ώστε όλοι οι διακόπτες επαφής να αγγίζουν το δέρμα. Στη συνέχεια, ελέγξτε εάν έχει ανάψει η λυχνία ετοιμότητας εκπομπής και πιέστε το κουμπί εκπομπής.
		Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα μέρος του σώματός σας όπου είναι εύκολη η επίτευξη πλήρους επαφής με το δέρμα, όπως για παράδειγμα στο βραχίονα. Στη συνέχεια, ελέγξτε εάν η λυχνία ετοιμότητας εκπομπής ανάβει. Εάν η λυχνία ετοιμότητας εκπομπής εξακολουθεί να μην ανάβει όταν τοποθετείτε τη συσκευή πάνω στο δέρμα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Ο δακτύλιος ασφαλείας είναι βρόμικος.	Καθαρίστε προσεκτικά το δακτύλιο ασφαλείας. Εάν δεν είναι δυνατός ο σωστός καθαρισμός του δακτυλίου ασφαλείας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips για αντικατάσταση της οθόνης εκπομπής.
Η λυχνία ετοιμότητας εκπομπής δεν ανάβει όταν τοποθετώ το αποσπώμενο παράθυρο πάνω στο δέρμα μου αλλά ο ανεμιστήρας ψύξης λειτουργεί.	Η προστασία υπερθέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί.	Όταν η προστασία υπερθέρμανσης ενεργοποιηθεί, ο ανεμιστήρας εξακολουθεί να λειτουργεί. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Εάν η λυχνία ετοιμότητας εκπομπής εξακολουθεί να μην ανάβει όταν τοποθετείτε τη συσκευή στο δέρμα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips για αντικατάσταση της οθόνης εκπομπής.
Η λυχνία ετοιμότητας εκπομπής είναι πράσινη αλλά η συσκευή δεν εκπέμπει φως όταν πιέζω το κουμπί εκπομπής.	Πρέπει να γίνει επαναρύθμιση της συσκευής.	Για να πραγματοποιήσετε επαναρύθμιση της συσκευής, απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ξανά. Εάν η λυχνία ετοιμότητας εκπομπής είναι πράσινη αλλά η συσκευή δεν εκπέμπει φως όταν πιέζετε το κουμπί εκπομπής, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips για αντικατάσταση της οθόνης εκπομπής.
Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης.	Αυτό είναι φυσιολογικό.	Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
Η συσκευή δεν εμφανίζει το επίπεδο έντασης φωτός 1 όταν την ενεργοποιώ.	Πρέπει να γίνει επαναρύθμιση της συσκευής.	Για να πραγματοποιήσετε επαναρύθμιση της συσκευής, απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ξανά. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην εμφανίζει το επίπεδο έντασης 1, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips για αντικατάσταση της οθόνης εκπομπής.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή αναδίδει μια περιεργή οσμή.	Το αποσπώμενο παράθυρο είναι βρόμικο.	Καθαρίστε προσεκτικά το αποσπώμενο παράθυρο. Εάν δεν είναι δυνατός ο σωστός καθαρισμός του αποσπώμενου παραθύρου, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips για αντικατάσταση της οθόνης εκπομπής.
	Δεν έχετε ξυρίσει καλά την περιοχή στην οποία εφαρμόζετε τη θεραπεία.	Εάν υπάρχουν τρίχες στην περιοχή της θεραπείας, αυτές ενδέχεται να καούν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Συνεπώς, παρατηρείται μια περιεργή οσμή. Ξυρίστε καλά την περιοχή στην οποία θα εφαρμόσετε τη θεραπεία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Η θεραπεία γίνεται περισσότερο αισθητή από ό,τι συνήθως.	Χρησιμοποιήσατε πολύ υψηλό επίπεδο έντασης φωτός.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό επίπεδο έντασης φωτός. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ένα χαμηλότερο επίπεδο έντασης φωτός.
	Δεν ξυρίσατε τις περιοχές της θεραπείας.	Ξυρίζετε πάντα τις περιοχές στις οποίες θα εφαρμόσετε τη θεραπεία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
	Η συσκευή είναι ελαττωματική.	Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, τον αντιπρόσωπο της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips.
	Αποθηκεύσατε τη συσκευή σε περιβάλλον με σκόνη.	Η περιεργή οσμή εξαφανίζεται μετά από λίγες εκπομπές.
	Το γυάλινο φίλτρο στο παράθυρο εξόδου φωτός είναι σπασμένο.	Εάν το γυάλινο φίλτρο στο παράθυρο εξόδου φωτός έχει σπάσει, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλέον. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, τον αντιπρόσωπο της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips.
Αισθάνομαι πολύ έντονο πόνο όταν χρησιμοποιώ τη συσκευή.	Δεν ξυρίσατε τις περιοχές της θεραπείας.	Ξυρίζετε πάντα την περιοχή στην οποία θα εφαρμόσετε τη θεραπεία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
	Εφαρμόσατε τη θεραπεία σε μια περιοχή για την οποία δεν ενδείκνυται.	Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε πόδια, μασχάλες και την περιοχή του μικίνι.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Χρησιμοποιήσατε πολύ υψηλό επίπεδο έντασης φωτός.	Μειώστε την ένταση φωτός σε ένα επίπεδο που δεν σας προκαλεί πόνο. Δείτε το κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση', ενότητα 'Ρύθμιση του επιπέδου έντασης φωτός'.
	Το γυάλινο φίλτρο στο παράθυρο εξόδου φωτός είναι σπασμένο.	Εάν το γυάλινο φίλτρο στο παράθυρο εξόδου φωτός έχει σπάσει, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλέον. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, τον αντιπρόσωπο της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips.
	Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το χρώμα των τριχών ή του δέρματός σας.	Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οι τρίχες σας είναι ανοιχτές ξανθές, κόκκινες, γκρι ή λευκές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε πολύ σκούρο δέρμα.
Στις περιοχές στις οποίες έχει εφαρμοστεί η θεραπεία παρουσιάζεται ερυθρότητα μετά τη θεραπεία.	Η ελαφριά ερυθρότητα είναι ακίνδυνη και φυσιολογική, και υποχωρεί γρήγορα.	Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
Η αντίδραση του δέρματος μετά τη θεραπεία διαρκεί περισσότερο.	Χρησιμοποιήσατε πολύ υψηλό επίπεδο έντασης φωτός.	Επιλέξτε χαμηλότερο επίπεδο έντασης φωτός την επόμενη φορά. Δείτε το κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση', ενότητα 'Ρύθμιση του επιπέδου έντασης φωτός'.
		Εάν η αντίδραση του δέρματος διαρκεί περισσότερο από 3 ημέρες, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Τα αποτελέσματα μείωσης τριχών δεν είναι ικανοποιητικά.	Χρησιμοποιήσατε πολύ χαμηλό επίπεδο έντασης φωτός.	Επιλέξτε ένα υψηλότερο επίπεδο έντασης φωτός την επόμενη φορά.
	Δεν επιτρέψατε στη συσκευή να παράγει επαρκείς εκπομπές.	Βεβαιωθείτε ότι επιτρέπετε στη συσκευή να παράγει επαρκή αριθμό εκπομπών. Δείτε το κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση', ενότητα 'Ρύθμιση του επιπέδου έντασης φωτός'.
	Δεν εξασφαλίσατε επαρκή χώρο επικάλυψης κατά τη χρήση της συσκευής.	Για ικανοποιητικά αποτελέσματα αποτρίχωσης, πρέπει να εξασφαλίσετε επαρκή χώρο επικάλυψης κατά τη χρήση της συσκευής. Δείτε το κεφάλαιο 'Χρήση της συσκευής', βήμα 7.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αρκετά συχνά.	Χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάθε 2 εβδομάδες.
	Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το χρώμα των τριχών ή του δέρματός σας.	Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οι τρίχες σας είναι ανοιχτές ξανθές, κόκκινές, γκρι ή λευκές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε πολύ σκούρο δέρμα.
Η τριχοφυΐα επανεμφανίζεται σε ορισμένα σημεία των περιοχών στις οποίες εφαρμόστηκε η θεραπεία.	Δεν εξασφαλίζετε επαρκή χώρο επικάλυψης κατά τη χρήση της συσκευής.	Για ικανοποιητικά αποτελέσματα αποτρίχωσης, πρέπει να εξασφαλίζετε επαρκή χώρο επικάλυψης κατά τη χρήση της συσκευής. Δείτε το κεφάλαιο 'Χρήση της συσκευής'.
	Η τριχοφυΐα επανεμφανίζεται ως μέρος του φυσικού κύκλου ανάπτυξης τριχοφυΐας.	Η επανεμφάνιση της τρίχας αποτελεί μέρος του φυσιολογικού κύκλου τριχοφυΐας. Οι τρίχες που φυτρώνουν ξανά, ωστόσο, είναι συνήθως απαλότερες και λεπτότερες.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/satinlux.

Karvanpoisto valon avulla on yksi tehokkaimmista keinoista poistaa vartalokarvoitusta pitkäkestoisin tuloksin. Se on täysin erilainen kuin nykyiset kotikäyttöiset karvanpoistomenetelmät. Philips on tutkinut tätä menetelmää yhdessä johtavien dermatologien kanssa melkein 10 vuotta. Voit nyt hyödyntää tätä innovatiivista tekniikkaa mukavasti oman kotisi rauhassa milloin haluat.

Tämä laite on tarkoitettu naisten ihokarvojen poistamiseen kaulan alapuolisilta alueilta:

- kainalot
- bikinirajat
- jalat

Laitetta ei ole tarkoitettu:

- Ihmisille, joilla on erittäin vaaleat ihokarvat (erittäin vaaleat, punaiset, harmaat tai valkoiset ihokarvat) tai joilla on erittäin tumma iho. Katso luvun Käyttöönotto osiota Valotehon asettaminen.

Lisätietoja SatinLuxista on osoitteessa www.philips.com/satinlux.

Miten valoepilointi toimii

Karvankasvu

Karvankasvu voi vaihdella iän, aineenvaihdunnan ja muiden tekijöiden mukaan. Karvankasvu on yksilöllistä, mutta yleensä ihokarvat kasvavat kolmessa vaiheessa:

1 Anageenivaihe (kasvuvaihe)

Ihokarvat kasvavat aktiivisesti juuresta. Tässä vaiheessa kertyy eniten melaniinia. Melaniini vaikuttaa ihokarvoituksen pigmenttiin. Mitä enemmän melaniinia juuressa on sitä tummempia ihokarvat ovat. Melaniinin kertyminen on ratkaisevan tärkeää myös tämän menetelmän tehokkuuden kannalta. Valohoitoimenetelmä teipsii ainoastaan ihokarvoihin, jotka ovat anageenivaiheessa.

2 Katageenivaihe (siirtymävaihe)

Ihokarvojen kasvu pysähtyy ja juuri kutistuu ennen kuin karva irtoaa.

3 Telogeenivaihe (lepovaihe)


Vanha karva irtoaa juuresta ja uusi karva työntää vanhan karvan hitaasti ulos. Juuri lepää, kunnes biologinen kello käskee sen taas aktivoitua ja kasvattaa uuden karvan (4). Tietyin alueen ihokarvat ovat yleensä karvankasvuyklin eri vaiheissa.

Toimintaperiaate

Laite poistaa ihokarvat kuumentamalla karvan ja juuren ihon alla. Melaniini ihokarvassa ja sen juuressa imee vapautuneet valopulssit. Mitä tummempi ihokarva on sitä enemmän lämpöä vapautuu. Tämä menetelmä stimuloi ihokarvat siirtymään lepovaiheeseen.

Näin ihokarvat irtoavat luonnollisesti ja karvankasvu pysähtyy.

Optimaalista karvanpoistoa ei saavuteta yhdellä hoitokerralla, koska ainoastaan anageenivaiheessa olevat ihokarvat reagoivat valohoitoon. Hoidetun alueen ihokarvat ovat yleensä karvankasvuyklin eri vaiheissa hoidon aikana.



Jotta kaikki ihokarvat saadaan käsiteltyä ja jotta ihokarvan juuri ei aktivoidu uudelleen, hoito tulee toistaa **kahden viikon välein**.
Optisen suodattimen ansiosta UV-valo ei pääse iholle, eikä näin ollen myöskään vahingoita ihoa.

Edut

Tämän laitteen edut:

Ammattimainen IPL-tekniikka kotikäyttöön

SatinLux hyödyntää valopohjaista IPL-tekniikkaa (Intense Pulsed Light). Myös kauneudenhoidon ammattilaiset käyttävät IPL-tekniikkaa karvanpoistossa. SatinLux mahdollistaa tämän innovatiivisen tekniikan kotikäyttöön.

Estää hellävaraisesti mutta tehokkaasti uusien karvojen kasvamisen

Tämä menetelmä estää uusien karvojen kasvamisen pitkäksi aikaa ja jättää ihon silkinsileäksi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että huomattava osa ihokarvoista häviää jo kahden hoitokerran jälkeen. Parhaat tulokset saavutetaan yleensä 4 tai 5 käsittelyn jälkeen. Ihokarvojen määrä vähenee jokaisen hoitokerran jälkeen. Se, miten nopeasti tulokset näkyvät ja kuinka kauan tulokset kestävät, vaihtelee yksilöllisesti. Saavutat optimaaliset tulokset ja pysyvästi sileän ihon toistamalla tämän hoidon kahden viikon välein.

Hellää hoitoa myös herkillä alueilla

SatinLux on kehitetty tiiviissä yhteistyössä johtavien dermatologien kanssa, jotta on saatu kehiteltyä tämä tehokas ja hellä hoitomenetelmä myös herkille alueille.

Johdoton toiminta takaa täydellisen vapauden

Koska tämä laite toimii ladattavilla akuilla, se on johdoton, ja sitä voidaan käyttää missä tahansa.

Laitteen osat (Kuva 2)

- A** Valoikkuna, jossa on suodatinlasi
- B** Irrotettava ikkuna
- C** Metallipinta irrotettavan ikkunan sisällä
- D** Turvajärjestelmä (turvarengas sekä katkaisimet)
- E** Välähdyspainike
- F** Valotehot (1- 5)
- G** ▲ Valotehon lisäspainike
- H** ▼ Valotehon vähennyspainike
- I** Latauksen merkkivalo ja lataus vähissä -ilmaisin
- J** Käynnistyspainike
- K** Käyttövalmiuden merkkivalo
- L** Liitin
- M** Latauslaite
- N** Pieni liitin

Mukana myös: säilytyspussi ja puhdistusliina

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.



Vaara

- Vesi ja sähkölaitteet eivät sovi yhteen! Tämän takia laitetta ei saa käyttää kosteissa tiloissa (esim. suihku- tai kylpyhuoneessa tai uima-altaan lähellä).
- Suojaa laite ja verkkolaite kosteudelta.

Tärkeää

- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Käytä laitetta vain mukana tulevan latauslaitteen kanssa.
- Älä käytä laitetta, jos latauslaite tai laite on vaurioitunut.
- Älä käytä laitetta, jos suodatinlasi on rikkoutunut.
- Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
- Latauslaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda latauslaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
- Laitteen suojaaminen vaurioilta:
 - 1 Älä koskaan peitä ilmastointiaukkoja, kun käytät laitetta.
 - 2 Varmista, ettei mikään estä ilman vapaata kulkua ilmastointiaukkojen lävitse.
 - 3 Älä ravista tai pudota laitetta tai altista sitä koville iskuille.
- Jos viet laitteen erittäin kylmästä ympäristöstä erittäin lämpimään ympäristöön, odota noin kolme tuntia ennen kuin käytät laitetta.
- Älä varastoi tai käytä laitetta erittäin pölyisessä ympäristössä.
- Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin, kun laitteeseen on kytketty virta. Katkaise laitteen virta aina käytön jälkeen.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai UV-valoon pitkäksi aikaa.

Varoitus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan naisten ihokarvojen poistamiseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
- Tämä laite on tarkoitettu ihmisten ihokarvojen poistamiseen ainoastaan kaulan alapuolisilta alueilta. Älä käytä sitä muilla vartalonalueilla.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai ammattikäyttöön.
- Jos laitetta käytetään kaupallisessa tai ammatillisessa tarkoituksessa tai jos sitä käytetään muilla kuin käyttötarkoituksessa mainituilla vartalonalueilla tai jos sitä käyttävät henkilöt, joita on kielletty käyttämästä sitä, takuu mitätöityy, eikä Philips vastaa mahdollisista vahingoista.
- Ihokarvojen poistamisen jälkeen iho saattaa punoittaa hieman. Tämä ilmiö on täysin normaali ja häviää pian. Jos ihon ärsytys ei häviä kolmessa vuorokaudessa, ota yhteys lääkäriin.

- Älä käytä laitetta alle 15 tai yli 35 °C:n lämpötilassa.
- Laitteessa on ylikuumentumisuoja. Jos laite ylikuumentuu, se ei enää välähdi. Älä sammuta laitetta, vaan anna sen jäähtyä noin 15 minuuttia ennen kuin jatkat hoitoa.
- Toimita laite aina tarvittaessa tarkastettavaksi tai korjattavaksi Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Ammattitaidottomasti tehty korjaus saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä käytä laitetta seuraavissa tilanteissa.

Tilanteet

Älä koskaan käytä laitetta:

- Jos sinulla on ihosairaus, kuten aktiivinen ihosyöpä, jos sinulla on aikaisemmin ollut ihosyöpä tai muu paikallinen syöpä käsiteltävillä alueilla, jos sinulla on syöpää edeltäviä muutoksia tai useita epätyypillisiä luomia käsiteltävillä alueilla.
- Jos sinulla valoherkkä epilepsia.
- Jos sinulla on aikaisemmin ollut kollageenihäiriötä, mukaan lukien taipumus keloidia tuottavaan arpeutumiseen tai haavojen heikkoon paranemiseen.
- Jos sinulla on aikaisemmin ollut verenkiertohäiriötä, kuten suonikohjuja tai vaskulaarinen ektasia käsiteltävillä alueilla.
- Jos ihosi on herkkä valolle ja saat allergista ihottumaa tai allergisia reaktioita. Jos nautit valolle herkistäviä valmisteita tai lääkkeitä, tarkista lääkkeen tuoteseloste äläkä käytä laitetta, jos tuoteselosteessa mainitaan, että lääke voi aiheuttaa valoallergisia reaktioita, valomyrkyllisiä reaktioita tai jos sinun tulee välttää auringonvaloa lääkityksen aikana.
- Jos sinulla on diabetes, lupus erythematodes, porfyria tai kongestiivinen sydänvika.
- Sellaisilla ihoalueilla, joita hoidetaan tai on äskettäin hoidettu AHA-hapoilla (Alpha-Hydroxy Acids), BHA-hapoilla (Beta-Hydroxy Acids), topikaalisella isotretinoinilla ja azelaic-hapolla.
- Jos olet käyttänyt nieltävää isotretinoinia Accutanea® tai Roaccutanea® viimeisen kuuden kuukauden aikana. Tämä hoito voi altistaa ihon repeämille, haavoille ja ärtymiselle.
- Jos sinulla on verenvuotohäiriötä tai jos käytät verenhennuslääkkeitä, mukaan lukien runsaan aspiriinin käyttö silloin, kun kutakin hoitoa ei edellä vähintään yhden viikon puhdistusjakso.
- Jos sinulla on tulehdus, ihottuma, palovammoja, tulehtuneita rakkuloita, avohaavoja, hiertymiä, leikkaushaavoja, yskänrokko, haavoja tai vammoja ja verenpurkaumia käsiteltävillä alueilla.
- Jos sinulla on aikaisemmin ollut joku kehon puolustustasoa laskeva tauti (mukaan lukien HIV-tulehdus tai AIDS) tai jos käytät puolustustasoa alentavia lääkkeitä.
- Jos käytät särkylääkkeitä, jotka heikentävät ihon lämmönsietokykyä.
- Jos olet raskaana tai imetät.
- Luomiin, pisamiin, suuriin suoniin, alueisiin, joiden pigmentti on tummempi, arpiin tai poikkeaviin ihoalueisiin ilman lääkäriin lupaa. Tämä voi aiheuttaa palovammoja sekä värimuutoksia, mikä voi vaikeuttaa ihosairauksien (esim. ihosyövän) havaitsemista.
- Nänneihin tai limakalvojen alueille.
- Auringon ottamisen jälkeen ja/tai auringon polttamalle iholle tai jos käytät itseruskettavia tuotteita.

- Syyliin, tatuointeihin tai pysyvään meikkiin. Tämä voi aiheuttaa pallovammoja sekä värimuutoksia.
- Jos käytät pitkäkestoista deodoranttia. Tämä voi aiheuttaa ihoreaktioita.
- Minkään keinotekoisien materiaalin päälle tai lähelle, kuten silikoni-implantteihin, Implanon-ehkäisyimplantteihin, tahdistimiin, ihonalaisiin injektiokanaviin (insuliiniannostelija) tai lävistyksiin.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Lataaminen

Lataa akut täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa, ja kun akut ovat tyhjiä. Akkujen lataaminen täyteen kestää noin 4 tuntia.

Lataa laite, kun latauksen merkkivalo muuttuu oranssiksi käytön aikana. Kun latauksen merkkivalo syttyy, jäljellä on vähintään 30 välähdystä.

Täyteen ladattujen akkujen kapasiteetti on vähintään 160 välähdystä valoteholla 5, mikä tarkoittaa noin 15 minuutin johdotonta käyttöaikaa.

Välähdysten todellinen lukumäärä vaihtelee valitun valotehon mukaan (katso kohta Teho eri valotehoilla luvussa Käyttöönotto).

Lataa laitteen akku täyteen kolmen tai neljän kuukauden välein, vaikka et käyttäisi laitetta pitkään aikaan.

1 Katkaise laitteesta virta.

2 Työnnä pieni liitin laitteeseen ja kytke latauslaite pistorasiaan.

• Latauksen merkkivalon vilkkuminen vihreänä osoittaa, että laite latautuu.

• Kun akut on ladattu, latauksen merkkivalo palaa vihreänä.

Varoitus Älä koskaan peitä laitetta tai verkkolaitetta latauksen aikana.

Huomautus: Laitetta ei voi käyttää lataamisen aikana.

Huomautus: Laturi tuntuu lämpimältä latauksen aikana. Tämä on normaalia.

3 Irrota lataamisen jälkeen latauslaite pistorasiasta ja pieni liitin laitteesta.

Käyttöönotto

Saat parhaan tuloksen ja parhaan tehokkuuden, jos valmistelet alueet, joilla aiot käyttää laitetta seuraavalla tavalla.

1 Ajele ihokarvat käsiteltävällä alueella niin kauan kuin uusia ihokarvoja vielä kasvaa.

Älä koskaan poista karvoja vahaamalla, epiloimalla, pinseteillä tai depilointivoiteella. Nämä menetelmät heikentävät valoepiloinnin tehoa, koska ne poistavat ihokarvat juurineen. Tässä tapauksessa valo ei imeydy juureen ja karvat kasvavat uudelleen.

Huomautus: Ihokarvat tulee ajella, jotta voidaan varmistaa, että valoenergia pääsee mahdollisimman tehokkaasti ihokarvan juureen. Lisäksi näkyvät

ihokarvat käsiteltävällä alueella saattavat palaa ja aiheuttaa epämiellyttäviä tuoksuja. Yleisesti ottaen tästä ei ole haittaa, mutta laitteen käyttäminen saattaa olla hieman kivuliasta.

- 2** Puhdista iho ja varmista, että iho on kuiva ja rasvaton sekä öljytön (iholla ei saa olla esimerkiksi kosmetiikkatuotteita, kuten deodoranttia, voidetta, hajuvettä, rusketusvoidetta ja aurinkosuojavoidetta).

Huomautus: Jos ihokarvojen ajeleminen aiheuttaa haavoja tai vammoja, iho saattaa olla tavallista herkempi. Tässä tapauksessa valohoito saattaa tuntua enemmän, ja se saattaa jopa tuntua epämukavalta.

Huomautus: Kun ihokarvat eivät enää kasva uudelleen – mikä on tavallista parin hoitokerran jälkeen – sinun ei enää tarvitse ajella ihokarvoja ennen laitteen käyttämistä.

Vinkki: Jos ihokarvojen ajeleminen aiheuttaa ihon ärtymistä, voit käyttää myös trimmeriä ja leikata ihokarvat mahdollisimman lyhyiksi. Tässä tapauksessa valohoito saattaa tuntua enemmän, ja se saattaa jopa tuntua epämukavalta.

Valotehon asettaminen

Valoteho tulee asettaa itselle sopivaksi ihon värin sekä ihokarvojen värin mukaan.

Seuraava suositeltuja valotehoja koskeva taulukko auttaa sinua valitsemaan oikean valotehon.

- 1** Katso seuraavasta taulukosta, mitkä valotehot sopivat parhaiten juuri sinun ihollesi sekä ihokarvojesi värisävylle, jotta voit olla varma, soveltuuko tämä menetelmä sinulle (jos menetelmää ei suositella, taulukkoon on merkitty x).

Huomautus: Tummaihoisten ihmisten iho saattaa ärtyä herkemmin, koska heidän ihonsa imee enemmän valoa. Siksi ihmisille, joilla on tumma iho, suositellaan alhaisempia valotehoja.

- 2** Valitse suositelluista valotehoista kullekin käsiteltävälle alueelle sopiva vaihtoehto. Valitse mahdollisimman korkea valoteho, joka ei kuitenkaan tunnu epämukavalta iholla.

Käytetty valoteho saa tuntua lämpimältä tai kuumalta iholla, mutta se ei koskaan saa tuntua epämukavalta.

Huomautus: Tarkista ennen jokaista hoitokertaa, että laitteessa on valittu oikea valoteho.

Suositellut valotehot (1–5)

Ihon väri ja ominaisuudet:	Valkoinen (pala aina auringossa, ei rusketusta)	Beige (pala helposti auringossa, heikko rusketus)	Vaaleanruskea (pala joskus auringossa, hyvä rusketus)	Keskiruskea (pala harvoin auringossa, nopea ja hyvä rusketus)	Tummanruskea (pala harvoin auringossa, erittäin hyvä rusketus)	Musta (pala erittäin harvoin auringossa, todella tumma rusketus)	
Ihokarvojen väri:	valkoinen/harmaa	x	x	x	x	x	x
	punainen	x	x	x	x	x	x
	erittäin vaalea	x	x	x	x	x	x
	vaalea	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
	tummanvaalea/vaaleanruskea	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
	ruskea	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
	tummanruskea	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
	musta	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x

x tarkoittaa, että laite ei sovi käyttöön.

Huomautus: Laite ei sovi henkilöille, joiden iho on erittäin tumma tai musta, koska ihoärsytyksen riski on korkeampi.

Huomautus: Laite ei sovi henkilöille, joiden ihokarvojen väri on erittäin vaalea, punainen, harmaa tai valkoinen, koska melaniinin alhainen kertyminen karvoihin heikentää karvojenpoiston tehokkuutta.

Huomautus: Korkeammilla valotehoilla menetelmä on tehokkaampi, ja tulokset näkyvät nopeammin.

Tehokkuus eri valotehoilla

Tehokas valo	Tehokkuus	Välähdysten lukumäärä
5	*****	160
4	****	190
3	***	250
2	**	350
1	*	520

* osoittaa tehokkuuden

Huomautus: Tämä taulukko osoittaa laitteen välähdysten lukumäärän sekä odotetun tehon kullakin valoteholla. Käytä omaan ihon väriisi sekä ihokarvojesi väriin sopivaa valotehoa.

Käyttö

Käytetty valoteho saa tuntua lämpimältä tai kuumalta iholla, mutta se ei koskaan saa tuntua epämukavalta.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan naisten ihokarvojen poistamiseen kaulan alapuolisilta alueilta: kainaloista, bikinirajoista ja jaloista.

Huomautus: Ajele ihokarvat alueella, jonka aiot käsitellä, ennen laitteen käyttämistä (katso luku Käyttöönotto).

Vinkki: Paras ajankohta hoidolle on illalla ennen nukkumaanmenoa. Tämä vähentää mahdollisia ihoreaktioita yön aikana.

1 Käynnistä laite painamalla käynnistyspainiketta.

Valotehon 1 merkkivalo syttyy automaattisesti ja osoittaa, että laitteen valotehona on vakiooteho 1.

Huomautus: Voit katkaista laitteesta virran milloin tahansa painamalla käynnistyspainiketta uudelleen.





Huomautus: On täysin normaalia, että laite lämpenee käytön aikana.


2 Voit lisätä tehoa painamalla ▲-painiketta. Voit valita alhaisemman valotehon painamalla ▼-painiketta.

Aina, kun painat painiketta, vastaavan valotehon merkkivalo alkaa vilkkua. Tämä saattaa kestää muutaman sekunnin.

3 Aseta laite kohtisuoraan ihoa vasten niin, että irrotettava ikkuna ja turvarengas koskettavat ihoa.


Vinkki: Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, kokeile sitä esimerkiksi lantiolla totutellaksesi valopohjaiseen menetelmään. Aloita käyttämällä alhaisinta suositeltua valotehoa ja lisää tehoa kunnes saavutat korkeimman suositellun valotehon. Tällä tavalla saat tietää kuinka valoherkkä ihosi on. Tarkista mahdolliset ihoreaktiot noin 20 minuutin kuluttua testikäytöstä. Jos jotain ihoreaktioita näkyy, käytä käsiteltävillä alueilla alhaisempaa valotehoa.






- 4** Paina turvarengas kiinni ihoon ja paina kevyesti.

Huomautus: Turvarenkaassa on katkaisimet, jotka muodostavat laitteen turvajärjestelmän. Tämä turvarengas estää tahattomat välähdykset, kun laite ei ole kiinni iholla.



- Kun turvarenkaan kaikki katkaisimet ovat työntyneet laitteen sisälle, laitteen taakse sijoitettu käyttövalmiuden merkkivalo syttyy. Tämä saattaa kestää muutaman sekunnin. Kun käyttövalmiuden merkkivalo palaa, laite on valmis väläyttämään.


Vinkki: Venytä käsiteltävää ihoa käytön helpottamiseksi. Laitetta voi joutua painamaan hieman enemmän sellaisilla alueilla, joissa iho on pehmeämpää, jotta kaikki katkaisimet painuvat laitteen sisään.



- 5** Laite välähtää, kun painat välähdyspainiketta. Kun laite on välähtänyt kerran, vapauta välähdyspainike.

- 6** Väläytä laitetta uudelleen toistamalla vaiheet 3, 4 ja 5. Tämä saattaa kestää muutaman sekunnin.

Älä koskaan väläytä samaa aluetta kahta kertaa nostamatta laitetta ensin iholta. Tällä tavalla vältetään ylikuumeneminen ja ihon palaminen.



- 7** Jotta vältyt käsittelemättömiltä alueilta, varmista aina, että edellinen ja seuraava käsittelyalue ovat jonkin verran limittäin, kun asetat laitteen iholle. Vaikuttava valo kulkeutuu ulos ainoastaan sille tarkoitettusta lähtöikkunasta. Varmista, että välähdykset ovat tarpeeksi lähkkäin.

- 8** Sammuta laite hoidon valmistumisen jälkeen.

Huomautus: Älä katso suoraan ikkunasta lähtevään valoon silloin, kun laite on käytössä.

Huomautus: Laitteesta näkyvä valo on välähdyksen heijastuma iholla ja se on vaaraton silmille. Käytön aikana ei tarvitse käyttää suojalaseja.

Käsittelyohjeet

Suosittelu välähdysten määrä sekä hoidon kesto

Alue	Välähdysten lukumäärä noin	Hoidon kesto noin
Kainalot	25 kainaloa kohti	3 minuuttia kainaloa kohti
Bikinirajat	25 puolta kohti	3 minuuttia puolta kohti
Koko bikinialue	90 koko aluetta kohti	10 minuuttia
Yhden jalan alaosa	160–190	15 minuuttia

Alue	Välähdysten lukumäärä noin	Hoidon kesto noin
Yksi kokonainen jalka	320–380	30 minuuttia

Huomautus: Täyteen ladatut akut mahdollistavat vähintään 160 välähdystä valoteholla 5, mikä tarkoittaa noin 15 minuuttia johdotonta käyttöaikaa.

Miten saavutat optimaaliset tulokset

Optimaalisia tuloksia ei saavuteta yhdellä hoitokerralla, koska ainoastaan anageenivaiheessa olevat ihokarvat reagoivat valohoitoon. Hoidon aikana tietyn alueen ihokarvat ovat yleensä karvankasvuyklin eri vaiheissa. Jotta kaikki ihokarvat saataisiin käsiteltyä ja jotta ihokarvan juuri ei aktivoituisi uudelleen, hoito tulee toistaa kahden viikon välein. Tämä on suositeltu hoitoväli. Tulokset eivät parane, vaikka lyhentäisit tai pidentäisit hoitoväliä. Kliiniset testit ovat osoittaneet, että tämä on optimaalinen käyttötiheys.

Hoidon jälkeen

Seuraavat reaktiot ovat mahdollisia hoidon jälkeen:

- Iho punoittaa ja/tai pistelee jonkin verran tai tuntuu lämpimältä. Tämä reaktio on vaaraton ja katoaa nopeasti.
- Auringon polttamaa vastaava ihoreaktio saattaa viipyä käsitellyllä iholla hetken hoidon jälkeen.
- Iho saattaa tuntua kuivalta, koska ihokarvojen ajelemisen ja valohoidon yhdistelmä saattaa aiheuttaa ihon kuivumista.
- Osa ihokarvoista kasvaa uudelleen, vaikka käyttäisit laitetta usein. Tämä johtuu siitä, että ihokarvat ovat hoitohetkellä karvankasvuyklin eri vaiheissa. Uudelleen kasvavat ihokarvat ovat yleensä pehmeämpiä ja ohuempia.

Suosittellemme seuraavaa:

- Ota yhteyttä lääkäriisi, jos ihoärsytys ei katoa kolmen päivän kuluessa (katso luku Tärkeää ja luku Varoitus).
- Odota, että ihoärsytys katoaa kokonaan ennen seuraavaa hoitokertaa. Olet saattanut käyttää liian korkeaa valotehoa. Käytä seuraavalla kerralla alhaisempaa valotehoa.
- Älä ota aurinkoa ilman asianmukaista suojausta välittömästi hoidon jälkeen. Jos haluat ottaa aurinkoa hoidon jälkeen, käytä käsitellyillä alueilla aurinkosuojavoidetta.
- Vältä uimista klooratussa vedessä 48 tuntia hoidon jälkeen. Vedessä käytetty kloori saattaa aiheuttaa kutinaa.
- Vältä kosmeettisten tuotteiden käyttämistä käsitellyillä alueilla välittömästi hoidon jälkeen.

Puhdistus ja hoito



Älä koskaan puhdistu laitetta tai sen osia vesihanalla tai tiskikoneessa.

Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).

Älä koskaan naarmuta suodatinlasia tai metallipintaa irrotettavan ikkunan sisällä.

Huomautus: Varmista, että turvarenkaan katkaisimet eivät jumiudu kertyvän lian takia.

Huomautus: Lopeta laitteen käyttäminen, kun suodatinlasin tai irrotettavan ikkunan puhdistaminen ei enää onnistu.

Saavuttaaksesi optimaaliset tulokset sekä pitkän käyttöiän, puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen.

- 1 Katkaise laitteesta virta, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.


Huomautus: Suodatinlasi kuumenee käytön aikana. Varmista, että se on jäähtynyt ennen kuin puhdistat sen.

- 2 Poista irrotettava ikkuna laittamalla sormet laitteen kotelon syvennyksiin ja vetämällä irrotettava ikkuna irti laitteesta.

- 3 Puhdista seuraavat osat käyttämällä laitteen mukana toimitettua kiviä ja pehmeää kangasta:

- Suodatinlasin pinta
- Irrotettavan ikkunan ulkopinta
- Metallikehys irrotettavan ikkunan sisällä
- Laitteen kotelo (jos tarpeen)

Huomautus: Kastele kangas tarvittaessa parilla pisaralla vettä.



Säilytys

- 1 Katkaise laitteesta virta, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
- 2 Puhdista laite ennen kuin varastoit sen.
- 3 Säilytä laite omassa pussissaan.
- 4 Säilytä laitetta kuivassa paikassa 0–60 °C:een lämpötilassa.

Ympäristöasiaa





- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.
- Kiinteissä akuissa on saastuttavia aineita. Poista akut aina ennen laitteen hävittämistä ja vie laite valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Hävitä akut valtuutetussa akkujen kierrätyspisteessä. Jos akkujen poistaminen on hankalaa, voit viedä laitteen Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen henkilökunta poistaa akut ja hävittää ne ympäristöystävällisellä tavalla.

Akkujen irrottaminen


Poista akut vasta kun ne ovat täysin tyhjt.

- 1 Aseta naskali tai muu terävä työkalu laitteen työkaluun ja hivuta alaosa irti kahvasta.







2 Irrota kaksi ruuvia.




3 Poista kahvan alaosa ja katkaise kaksi johtoa, jotka yhdistävät alaosan laitteeseen.



4 Irrota akkujen liittimet akkujen navoista.



5 Ravista ladattavat akut ulos laitteesta.



6 Katkaise kaksi johtoa, jotka yhdistävät ladattavat akut laitteeseen.

Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, katso lisätietoja sivustosta www.philips.com/satinlux tai soita numeroon 00800-SATINLUX (72846589).


Varaosat

Saatavissa on seuraavia varaosia:

- Irrotettava ikkuna
- Latauslaite
- Pussi

Tekniset tiedot

Malli SC2000

Nimellisjännite	100–240 V
Nimellistaajuus	50–60 Hz
Nimellisteho	7,5 W
Suojaus sähköiskuja vastaan	II-luokka 
Suojaluokitus	IP 30 (EN 60529)
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: +15–+35 °C Suhteellinen kosteus: 25–75 %
Säilytysolosuhteet	Lämpötila: 0–+60 °C Suhteellinen kosteus: 5–95 %
IPL (Intensive Pulsed Light)	Spektri: >570 nm
Litiumioniakku	2 x 3,7 voltia 1100 mAh

Vianmääritys

Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat. Ellei onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen. Saat lisätietoja soittamalla käyttöoppaan takakanteen merkittyyn puhelinnumeroon tai vierailemalla osoitteessa www.philips.com/satinlux.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi.	Akut ovat tyhjt. Laite on rikki.	Lataa laite (katso kohta Lataaminen). Ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Laite sammuu yhtäkkiä.	Akut ovat tyhjt.	Lataa laite (katso kohta Lataaminen).

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Latauslaite kuumenee latauksen aikana.	Tämä on normaalia.	Toimenpiteitä ei vaadita.
Latauksen merkkivalo ei syty, kun laitän pienen liittimen paikoilleen laitteeseen.	Et ole kytkenyt latauslaitetta pistorasiaan.	Työnnä pieni liitin laitteeseen ja kytke latauslaite pistorasiaan.
		Kytke jokin toinen laite pistorasiaan ja tarkista, että pistorasia toimii.
		Jos laite ei vielä kukaan lataudu, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
	Latauslaite ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa ja/tai pieni liitin ei ole kunnolla kiinni laitteessa.	Varmista, että latauslaite on kunnolla kiinni pistorasiassa ja/tai että pieni liitin on kunnolla kiinni laitteessa.
	Laite on rikki.	Ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Laitteeseen on kytketty virta, mutta en pysty lisäämään tai vähentämään valotehoa.	Laite täytyy nollata.	Nollaa laite sammuttamalla se ja kytkemällä siihen uudelleen virta. Jos et vielä kukaan pysty säätämään valotehoa, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Käyttövalmiuden merkkivalo ei syty, kun laitän laitteen iholle.	Et ole asettanut irrotettavaa ikkunaa sekä turvarengasta kunnolla kiinni ihoon.	Aseta laite kohtisuoraan vasten ihoa niin, että kaikki katkaisimet koskettavat ihoa. Tarkista seuraavaksi, palaako käyttövalmiuden merkkivalo ja paina välähdyspainiketta.
		Jos tämä ei toimi, aseta laite sellaiseen kohtaan vartaloa, jossa laite koskettaa ihoa kaikista kohdista, esimerkiksi käsivarteen. Tarkista uudelleen, palaako käyttövalmiuden merkkivalo. Jos käyttövalmiuden merkkivalo ei vielä kukaan syty, kun asetat laitteen iholle, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
	Turvarengas on likainen.	Puhdista turvarengas huolellisesti. Jos et pysty puhdistamaan turvarengasta kunnolla, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen välähdyksenäytön vaihtamista varten.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Käyttövalmiuden merkkivalo ei syty, kun irrotettava ikkuna asetetaan iholle, mutta tuuletin toimii.	Ylikuumenemissuoja on aktivoitunut.	Kun ylikuumenemissuoja aktivoituu, tuuletin toimii edelleen. Älä sammuta laitetta, vaan anna sen jäähtyä noin 15 minuuttia ennen kuin jatkat sen käyttämistä. Jos käyttövalmiuden merkkivalo ei vielä syty, kun asetat laitteen iholle, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philips valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Käyttövalmiuden merkkivalo on vihreä, mutta laite ei välähdi, kun painan välähdyspainiketta.	Laitte täytyy nollata.	Nollaa laite sammuttamalla se ja kytkemällä se uudestaan päälle. Jos käyttövalmiuden merkkivalo on vihreä, mutta laite ei vielä välähdi, kun painat välähdyspainiketta, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philips valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Laitte lämpenee käytettäessä.	Tämä on normaalia.	Toimenpiteitä ei vaadita.
Laitte ei näytä valotehoa 1, kun siihen kytketään virta.	Laitte täytyy nollata.	Nollaa laite sammuttamalla se ja kytkemällä siihen uudelleen virta. Jos valotehon 1 valo ei vielä pala, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philips valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Laitteesta tulee epätavallista hajua.	Irrotettava ikkuna on likainen.	Puhdista irrotettava ikkuna huolellisesti. Jos et pysty puhdistamaan irrotettavaa ikkunaa kunnolla, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philips valtuuttamaan huoltoliikkeeseen irrotettavan ikkunan vaihtamista varten.
	Et ole ajellut käsiteltävän alueen ihokarvoja kunnolla.	Jos käsiteltävällä alueella on ihokarvoja, nämä ihokarvat saattavat palaa, kun käytät laitetta. Tästä syystä laitteesta tulee epätavallista hajua. Ajele käsiteltävän alueen ihokarvat kunnolla ennen laitteen käyttämistä.
Hoidon vaikutukset näkyvät voimakkaammin kuin yleensä.	Olet käyttänyt liian voimakasta valotehoa.	Tarkista, oletko valinnut oikean valotehon. Valitse tarvittaessa alhaisempi valoteho.
	Et ole ajellut käsiteltävän alueen ihokarvoja.	Ajele käsiteltävän alueen ihokarvat aina ennen laitteen käyttämistä.
	Laitte on viallinen.	Ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philips valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
	Olet varastoinut laitteen pölyiseen ympäristöön.	Epätavallinen haju katoaa muutaman välähdyksen jälkeen.
	Valon käyttöikkunan suodatinlasi on rikki.	Jos valon käyttöikkunan suodatinlasi on rikki, älä käytä laitetta enää. Ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philips valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitteen käyttäminen on liian kiviasta.	Et ole ajellut käsiteltävän alueen ihokarvoja.	Ajele käsiteltävän alueen ihokarvat aina ennen laitteen käyttämistä.
	Olet käsitellyt aluetta, jonka käsittelemiseen laitetta ei ole tarkoitettu.	Käytä laitetta ainoastaan jalkoihin, kainaloihin ja bikinialueeseen.
	Olet käyttänyt liian voimakasta valotehoa.	Pienennä valotehoa niin, että laitteen käyttäminen tuntuu mukavalta. Katso luku Käyttöönotto ja luku Valotehon asettaminen.
	Valon käyttöikkunan suodatinlasi on rikki.	Jos valon käyttöikkunan suodatinlasi on rikki, älä käytä laitetta enää. Ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philips valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
	Laitte ei sovi ihosi värille tai ihokarvojesi värille.	Älä käytä laitetta, jos ihokarvasi ovat erittäin vaaleita, punaisia, harmaita tai valkoisia. Älä myöskään käytä laitetta, jos ihosi värisävy on erittäin tumma.
Käsitellyt alueet punoittavat käsitellyn jälkeen.	Kevyt punoitus ei ole vaarallista, vaan normaalia ja häviää nopeasti.	Toimenpiteitä ei vaadita.
Ihoreaktio hoidon jälkeen kestää pidempään.	Olet käyttänyt liian voimakasta valotehoa.	Valitse seuraavalla kerralla alhaisempi valoteho. Katso luku Käyttöönotto ja luku Valotehon asettaminen.
		Jos ihoreaktio kestää yli 3 päivää, ota yhteyttä lääkäriin.
Ihokarvat eivät lakkaa kasvamasta toivotulla tavalla.	Olet käyttänyt liian alhaista valotehoa.	Valitse seuraavalla kerralla voimakkaampi valoteho.
	Et ole väläyttänyt laitetta tarpeeksi monesti.	Varmista, että väläytät laitetta tarpeeksi monta kertaa. Katso luku Käyttöönotto ja luku Valotehon asettaminen.
	Käsiteltävät alueet eivät olleet tarpeeksi limittäin laitteen käytön aikana.	Jotta saavutat toivottavat vaikutukset, käsiteltävien alueiden tulee olla osittain limittäin. Katso luku Laitteen käyttö, vaihe 7.
	Et käytä laitetta tarpeeksi usein.	Käytä laitetta kahden viikon välein.
	Laitte ei sovi ihosi värille tai ihokarvojesi värille.	Älä käytä laitetta, jos ihokarvasi ovat erittäin vaaleita, punaisia, harmaita tai valkoisia. Älä myöskään käytä laitetta, jos ihosi värisävy on erittäin tumma.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ihokarvat alkavat kasvaa uudelleen käsiteltyjen alueiden joissain kohdissa.	Käsiteltävät alueet eivät olleet tarpeeksi limittäin laitteen käytön aikana.	Jotta saavutat toivotut tulokset, käsiteltävien alueiden tulee olla osittain limittäin. Katso luku Käyttö.
	Ihokarvat alkavat kasvaa uudelleen normaalin karvankasvusyklin mukaisesti.	Se, että ihokarvat alkavat kasvaa uudelleen, on osa normaalia karvankasvusykliä. Uudelleen kasvavat ihokarvat ovat kuitenkin yleensä pehmeämpiä ja ohuempia.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr; hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/satinlux.

Hårfjerning med lys er en av de mest effektive metodene for å fjerne uønsket hår og oppnå langvarige resultater. Metoden er helt forskjellig fra nåværende hårfjerningsmetoder, og Philips har i nesten 10 år utviklet denne metoden sammen med ledende hudspesialister. Nå kan du bruke denne nyskapende teknologien i behagelige private omgivelser hjemme hos deg selv, når du vil.

Dette apparatet skal brukes til å fjerne kvinnens kroppshår på områder under halsen:

- armhulene
- bikinilinjene
- ben

Apparatet er ikke beregnet for:

- personer med for lys farge på kroppshåret (lys blondt, rødt, grått eller hvitt kroppshår) eller veldig mørk hud. Se avsnittet Før bruk, delen Stille inn lysintensiteten.

Du finner mer informasjon om SatinLux på www.philips.com/satinlux.

Slik fungerer lysepilering

Hårvekst

Avhengig av alder, stoffskifte og andre faktorer vokser håret forskjellig hos alle, men håret vokser normalt i tre faser:

1 Anagen fase (vekstfase)

Håret vokser aktivt fra roten. I denne fasen er konsentrasjonen av melanin høyest. Melanin sørger for pigmentering av håret, og jo mer melanin det er i roten, jo mørkere er håret. Konsentrasjonen av melanin er altså den avgjørende faktoren for effekten av denne metoden. Det er kun hår i den anagene fasen som er mottakelig for behandling med lys.

2 Katagen fase (avstøtningsfase)

Hårveksten stopper og roten krymper før håret faller av.

3 Telogen fase (hvilefase)

Det gamle håret løsner fra roten og det nye håret skyver det gamle håret langsomt ut. Roten blir liggende i ro til den biologiske klokken sier at den må bli aktiv igjen og gro et nytt hår (4). Hårene på et hudområde er vanligvis i forskjellige stadier av hårets vekstsyklus.

Slik fungerer det


Apparatet fjerner hår ved å varme opp håret og roten under huden.

Melaninet i håret og hårroten absorberer de frigitte lyspulsene. Jo mørkere hårfargen er, jo mer varme kan det produseres. Denne prosessen stimulerer håret til å gå inn i hvilefasen.

Håret faller nå av naturlig og hårveksten er hemmet.

Det holder ikke med én enkelt økt for å oppnå optimal hårfjerning siden det kun er hår i den anagene fasen som er mottakelig for behandling med lys. Under en behandling er hårene på behandlingsområdet vanligvis i forskjellige stadier av hårets vekstsyklus.

For vellykket behandling av alle hårene og for å hindre at hårroten blir aktiv igjen, må behandlingene gjentas **én gang annenhver uke**.



Huden skades ikke fordi et integrert optisk filter sørger for at det ikke kommer UV-lys på huden.

Fordeler

Dette apparatet har følgende fordeler:

Profesjonell IPL-teknologi for hjemmebruk

SatinLux bruker en lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light). IPL brukes også i det profesjonelle hudpleiemarkedet til hårfjerning. SatinLux bringer nå denne nye teknologien til behagelig bruk i hjemmet.

Hindrer effektivt gjenvekst av hår for evigvarende glatt hud

Denne metoden hindrer at håret vokser fort ut igjen, og det gir silkemylk hud. Undersøkelser viser en betydelig reduksjon i hårvæksten allerede etter to behandlinger. Optimale resultater ble oppnådd etter fire til fem behandlinger. Det var en synlig reduksjon av hårtettheten fra behandling til behandling. Hvor raskt effekten blir synlig og hvor lenge resultatet varer, varierer fra person til person. Gjenta denne behandlingen annenhver uke for å oppnå optimale resultater og holde huden myk.

Skånsom behandling, selv på sensitive kroppsområder

SatinLux er utviklet i tett samarbeide med ledende hudspesialister, for en effektiv og skånsom behandling, selv på de mest sensitive kroppsområder.

Trådløs betjening for maksimal bevegelsesfrihet og fleksibilitet

Fordi apparatet bruker oppladbare batterier, er det bærbart og kan brukes hvor som helst.

Generell beskrivelse (fig. 2)

- A** Utgangsvindu for lys med filterglass
- B** Avtakbart vindu
- C** Metalloverflate inne i det avtakbare vinduet
- D** Sikkerhetslås (sikkerhetsring med kontaktbrytere)
- E** Knapp for lysblink
- F** Intensitetslamper (1–5)
- G** ▲ Knapp for intensitetsøkning
- H** ▼ Knapp for intensitetsreduksjon
- I** Ladelampe og indikator for lavt batterinivå
- J** Av/på-knapp
- K** Lys for Klar til lysblink
- L** Uttak for apparat
- M** Adapter
- N** Liten kontakt

Også inkludert: etui og rengjøringsklut

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare



- Vann og elektrisitet er en farlig kombinasjon! Ikke bruk apparatet i fuktige omgivelser (f.eks. i nærheten av et bad, en dusj eller et svømmebasseng)
- Sørg for å holde både apparatet og adapteren tørre.

Advarsel

- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Apparatet skal bare brukes sammen med adapteren som følger med.
- Ikke bruk apparatet hvis adapteren eller selve apparatet er skadet.
- Ikke bruk apparatet hvis filterglasset er ødelagt.
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
- Slik unngår du skade:
 - 1 Ikke dekk til ventilasjonsåpningene under bruk
 - 2 Kontroller at ingenting stenger for luften som blåser gjennom ventilasjonsåpningene
 - 3 Ikke utsett apparatet for kraftige støt og ikke rist eller mist det
- Hvis du tar inn apparatet fra et svært kaldt sted til et svært varmt sted, bør du vente cirka tre timer før du bruker det.
- Ikke bruk eller oppbevar apparatet i et støvete miljø.
- La aldri apparatet være uten oppsyn når det er slått på. Slå alltid av apparatet etter bruk.
- Ikke utsett apparatet for direkte sollys eller UV-lys over en lengre periode.

Viktig

- Dette apparatet er kun ment til å fjerne kroppshår på kvinner. Ikke bruk det til andre formål.
- Apparatet er kun ment til å fjerne menneskehår fra områder under halsen. Ikke bruk det til andre deler på kroppen.
- Dette apparatet er ikke utformet for kommersiell eller profesjonell bruk.
- Hvis apparatet brukes til kommersiell eller profesjonell bruk, hvis det brukes på andre deler av kroppen enn det uttrykkelig er beregnet for eller hvis det brukes av personer som det ikke er beregnet for, vil ikke garantien være gyldig lenger; og Philips vil da ikke påta seg noe ansvar for eventuelle skader.

- Huden din kan bli litt rød og irritert etter bruk av apparatet. Dette er et helt normalt og forsvinner raskt. Hvis irritasjonen ikke blir borte innen tre dager, anbefaler vi at du tar kontakt med en lege.
- Ikke utsett apparatet for temperaturer som er lavere enn 15 °C eller høyere enn 35 °C ved bruk.
- Apparatet er utstyrt med en innebygd overopphetingsbeskyttelse. Hvis apparatet overopphetes, kommer det ikke lysblink. Ikke slå av apparatet, men la det kjøle seg ned i cirka 15 minutter før du fortsetter behandlingen.
- Lever alltid apparatet til et servicesenter som er autorisert av Philips, hvis det må undersøkes eller repareres. Hvis apparatet repareres av ukvalifiserte personer, kan dette føre til svært farlige situasjoner for brukeren.
- Bruk aldri apparatet i noen av tilfellene som er nevnt under Kontraindikasjoner.

Kontraindikasjoner

Bruk aldri apparatet:

- Hvis du har en hudsykdom slik som aktiv hudkreft, tidligere tilfelle av hudkreft eller annen lokalisert kreft i behandlingsområdene, hvis du har prekankrøse lesjoner eller flere atypiske føflekker i behandlingsområdene.
- Hvis du har epilepsi med lysfølsomhet.
- Hvis du har tidligere tilfelle av kollagenlidelse, inkludert tidligere tilfelle av abnorm arrdannelse eller tidligere tilfelle av dårlig sårtilheling.
- Hvis du har tilfelle av vaskulær lidelse, slik som åreknuter eller vaskulær ektasi i behandlingsområdene.
- Hvis huden din er følsom for lys og gir utslett eller en allergisk reaksjon. Hvis du tar fotosensitive midler eller medikamenter, må du sjekke medikamentets pakningsvedlegg. Dersom det står at det kan føre til fotoallergiske reaksjoner, fototoksiske reaksjoner eller at du må unngå soling mens du tar denne medisinen, må du aldri bruke apparatet.
- Hvis du har diabetes, lupus erythematosus, porfyri eller medfødt hjertefeil.
- På hudområder der du blir behandlet eller nylig har blitt behandlet med AHA (Alpha-Hydroxy Acids - fruktsyrer), BHA (Beta-Hydroxy Acids - betahydroksydsyre), lokal isotretinoin og azelainsyre.
- Hvis du har tatt oral isotretinoin Accutane® eller Roaccutane® i løpet av de siste seks månedene. Denne behandlingen kan gjøre huden mer mottakelig for rifter, sår og irritasjoner.
- Hvis du har blødningstilstander eller tar antikoagulasjonsmedikamenter, inkludert mye aspirin, som ikke tillater en utvaskingsperiode på minimum én uke før hver behandling.
- Hvis du har infeksjoner, eksem, forbrenning, betente hårsekker, åpne rifter, skrubbsår, operasjonssår, herpes simplex, sår eller lesjoner og hematomer i områdene som skal behandles.
- Hvis du har tilfeller av immunosuppressiv lidelse (inkludert HIV-infeksjon eller AIDS) eller du tar immunosuppressive medikamenter.
- Når du tar smertestillende, ettersom det reduserer følsomheten for varme.
- Hvis du er gravid eller ammer.
- På føflekker, fregner, store blodårer, mørkere pigmentflekker, arr eller uregelmessigheter i huden som ikke er undersøkt av lege. Dette kan

- resultere i forbrenning og fargeforandring. Det kan igjen gjøre det vanskeligere å identifisere hudrelaterte sykdommer (f.eks. hudkreft).
- På brystvortene og slimdannende områder.
 - Etter intensiv solbading og/eller på solbrent hud eller hvis du bruker selvbruningskrem.
 - På vorter, tatoveringer eller permanent sminke. Dette kan resultere i forbrenning og fargeforandring.
 - Hvis du bruker langtidsvirkende deodoranter: Dette kan resultere i hudreaksjoner.
 - Over eller i nærheten av noe som er kunstig, slik som silikonimplantater, Implanon prevensjonsimplantater, pacemakere, subkutane injeksjonsporter (insulinbeholder) eller piercinger.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Lading

Lad batteriene helt opp før du bruker apparatet for første gang og når batteriene er tomme. Det tar cirka 4 timer å lade batteriene helt opp. Lad apparatet når ladelampen begynner å lyse oransje under bruk. Når ladelampen tennes, er gjenværende kapasitet minst 30 lysblink. Fulladede batterier gir minst 160 lysblink ved lysintensitet 5, noe som tilsvarer cirka 15 minutter med trådløs driftstid. Det faktiske antallet lysblink varierer, avhengig av den valgte lysintensiteten (se Effekt ved forskjellige lysintensiteter i avsnittet Før bruk). Fullad apparatet hver 3. til 4. måned, selv om du ikke bruker apparatet for en lengre periode.

1 Slå av apparatet.

2 Sett det lille støpselet i apparatet, og koble adapteren til stikkkontakten.

- ▶ Ladelampen blinker grønt for å vise at apparatet lades.
- ▶ Når batteriene er fulladet, lyser ladelampen kontinuerlig grønt.

Viktig: Dekk aldri til apparatet og adapteren under ladingen.

Merk: Under ladingen kan ikke apparatet brukes.

Merk: Adapteren vil være varm mens ladingen pågår. Dette er normalt.

3 Etter ladingen trekker du ut adapteren fra stikkkontakten, og den lille kontakten ut av apparatet.

Før bruk

For å få optimale resultater og høyest effekt bør du klargjøre de områdene der du vil bruke apparatet, som beskrevet under:

1 Så lenge du opplever ettervekst av hår, bør du barbere de områdene du ønsker å behandle.

Fjern aldri håret med voks, epilering, pinsett eller hårfjerningskrem. Disse metodene fjerner håret ved roten og motvirker derfor lysepileringen. I slike tilfeller absorberes ikke lyset riktig i roten, og håret vokser ut igjen.

Merk: Det er nødvendig å barbere for å sikre at lysenergien kanaliseres til hårrøten på en mest mulig effektiv måte. Videre kan hår som er synlig i behandlingsområdet bli brent av lyset og gi en ubehagelig lukt. Det er ikke farlig, men kan være litt smertefullt når du bruker apparatet.

- 2** Rengjør huden og sørg for at den er hel tørr og fri for fett og olje (f.eks. i produkter som deodoranter, kremer, parfymen, brunkremer og solkremer).

Merk: Hvis det oppstår sår eller rifter på huden ved barbering, vil dette føre til mer sensitiv hud. Du vil derfor kjenne lysbehandlingen bedre i disse tilfellene og den kan sågar være ubehagelig enkelte ganger.

Merk: Når håret stopper å vokse ut igjen, noe som vanligvis skjer etter noen få behandlinger, trenger du ikke lenger å barbere deg før du bruker apparatet.

Tips: Hvis det oppstår hudirritasjon når du barberer, kan du også bruke en trimmer til å trimme håret så kort som mulig. I slike tilfeller kjenner du lysbehandlingen bedre og enkelte ganger kan den være litt ubehagelig.

Stille inn lysintensiteten

Du må justere lysintensiteten til huden din og fargen på kroppshåret og til et nivå som føles komfortabelt.

Nedenfor finner du en tabell med anbefalte lysintensiteter for å hjelpe deg med å finne den riktige lysintensiteten.

- 1** Se i tabellen nedenfor for å finne ut hvilken lysintensitet som passer best for din hud og kroppshårfarge, og sjekk om dette er en metode som passer for deg (hvis ikke er dette angitt med en x i tabellen).

Merk: Personer med mørkere hud har en større risiko for hudirritasjon fordi huden deres absorberer mer lys. Det anbefales derfor lavere intensitet for personer med mørkere hud.

- 2** Til hvert kroppsområde som du ønsker å behandle, velger du en passende intensitet i det anbefalte området som er så høy som mulig uten at det føles ubehagelig på huden.

Lysintensiteten du bruker, vil føles varm eller het på huden, men den skal aldri oppleves ubehagelig.

Merk: Før hver behandling må du sjekke at apparatet er innstilt med den riktige intensiteten.

Anbefalte lysintensiteter (1-5)

Hudfarge og kjennetegn:	hvit (alltid solbrent, ingen brunfarge)	beige (lett solbrent, minimal brunfarge)	lys brun (solbrent enkelte ganger, god brunfarge)	middels brun (sjeldent solbrent, rask og god brunfarge)	mørk brun (sjeldent solbrun, veldig god brunfarge)	svart (sjeldent til aldri solbrent, veldig mørk brunfarge)
Farge på kroppshår:	hvitt/grått	x	x	x	x	x
	rødt	x	x	x	x	x
	lys blondt	x	x	x	x	x
	blondt	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4 x
	mørk blondt / lysebrunt	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4 x
	brunt	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4 x
	mørkebrunt	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4 x
	svart	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4 x

x betyr at apparatet ikke er egnet til bruk.

Merk: Apparatet passer ikke for personer med svært mørk hudfarge (svart) på grunn av høyere risiko for hudirritasjoner.

Merk: Apparatet passer ikke for personer med lys blondt, rødt, grått og hvitt kroppshår fordi den lave melaninkonsentrasjonen i håret fører til svært dårlig hårfjerningseffekt.

Merk: Ved høyere lysintensiteter er denne metoden ikke bare mer effektiv, den kjennes også bedre.

Effekt ved forskjellige lysintensiteter

Lysintensitet	Effekt	Antall lysblink
5	*****	160
4	****	190
3	***	250
2	**	350
1	*	520

* angir effektnivået

Merk: Denne tabellen viser antall lysblink som apparatet kan gi ved hver lysintensitet samt den tilsvarende forventede effekten. Bruk den intensiteten som passer for din hudfarge og for fargen på kroppshåret.

Bruke apparatet

Lysintensiteten du bruker, vil føles varm eller het på huden, men den skal aldri oppleves ubehagelig.

Dette apparatet er bare ment å fjerne kvinnens kroppshår på områder under halsen: underarmer, bikinilinje og legger.

Merk: Barber området du skal behandle, før du bruker apparatet (se avsnittet Før bruk).

Tips: Den beste tiden for behandling er når du går til sengs om kvelden. Dette demper hudreaksjoner som kan oppstå over natten.

1 Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.

► Intensitetslys 1 tennes automatisk for å vise at apparatet er slått på med standardintensitet 1.

Merk: Du kan når som helst slå av apparatet igjen ved å trykke på av/på-knappen igjen.

Merk: Det er normalt at apparatet blir varmt under bruk.

2 Trykk på knappen ▲ for å øke intensiteten. For å redusere intensiteten trykker du på knappen ▼.






► Hver gang du trykker på knappen, begynner det tilsvarende intensitetslyset å blinke. Dette tar noen få sekunder.


3 Plasser apparatet vinkelrett mot huden slik at det avtakbare vinduet og sikkerhetsringen er i kontakt med huden.

Tips: Når du bruker apparatet for første gang, bør du teste det, for eksempel på hoften, så du venner deg til den lysbaserte metoden. Start med den laveste anbefalte intensiteten og øk på til du har nådd den høyeste anbefalte intensiteten. Denne testen angir hvor sensitiv huden din er for lys. Etter 20 minutter kontrollerer du om huden din viser tegn til reaksjoner etter testen. Hvis den gjør det, bruker du en lavere anbefalt intensitet for områdene som skal behandles.

4 Trykk sikkerhetsringen helt ned på huden med et lett trykk.


Merk: Sikkerhetsringen har kontaktbrytere som tilsammen utgjør sikkerhetslåsen på apparatet. Denne sikkerhetsringen forebygger utilsiktet lysblink når det ikke er hudkontakt.






- Når alle kontaktbrytere på sikkerhetsringen er skjøvet på apparatet, tennes lampen Klar til lysblink på baksiden av apparatet. Dette kan ta noen sekunder. Når lampen Klar til lysblink er tent, er apparatet klart til å utløse et lysblink.

Tips: For å forenkle bruken strekker du huden du vil behandle. På områder med mykere hud kan det hende at du må legge mer trykk på apparatet for å dytte inn alle kontaktbryterne.



- 5 Trykk på lysblinkknappen for å utløse et lysblink. Når apparatet har blinket én gang, slipper du lysblinkknappen.
- 6 For det neste lysblinket gjentar du trinnene 3, 4 og 5. Dette kan ta noen sekunder.

Blink aldri to ganger på det samme området uten å løfte apparatet fra huden. Dette forebygger sterk varme og mulig forbrenning av huden.



- 7 For å unngå ubehandlede områder må du alltid sørge for at det er noe overlapping med det forrige behandlingsområdet når du plasserer apparatet på huden. Det effektive lyset kommer kun ut av utgangsvinduet for lys. Sørg for at lysblinkene produseres tett på hverandre.
- 8 Slå av apparatet når du er ferdig med behandlingen.

Merk: Unngå å se rett inn i lyset som kommer ut av vinduet når apparatet er slått på.

Merk: Det synlige lyset som apparatet produserer, er refleksjonen av lysblinket på huden og er ufarlig for øynene. Det er ikke nødvendig å bruke briller under behandlingen.

Retningslinjer for behandling

Anbefalte antall lysblink og behandlingstid

Område	Omtrentlig antall lysblink	Omtrentlig behandlingstid
Armhulene	25 per underarm	3 minutter per underarm
Bikini linje	25 per side	3 minutter per side
Hele bikiniområdet	90 for hele området	10 minutter
En legg	160-190	15 minutter
Hele benet	320-380	30 minutter

Merk: Fulladede batterier gir minst 160 lysblink med intensitet 5, noe som tilsvarer cirka 15 minutter med trådløs driftstid.

Slik oppnår du optimale resultater

Du oppnår ikke optimale resultater etter én enkel økt ettersom det kun er håret i den anagene fasen som er mottakelig for behandling med lys. Under en behandling er vanligvis hårene på behandlingsområdet i forskjellige stadier av hårets vekstsyklus. For vellykket behandling av alle hårene og for å hindre at hårroten blir aktiv igjen, må du gjenta behandlingen annenhver uke. Vi anbefaler at du overholder dette. Du kan ikke regne med bedre resultater dersom du øker eller reduserer behandlingsintervallet. Kliniske studier har vist at dette er det optimale behandlingsintervallet.

Etter behandlingen**Etter behandlingen kan det være at:**

- Huden viser lett tegn til rødhet og/eller prikking, kribler eller føles varm. Denne reaksjonen er ufarlig og forsvinner raskt.
- Det kan oppstå en hudreaksjon lik solbrenthet for en liten stund på det behandlede området.
- Huden din virker tørr fordi kombinasjonen av barbering og lysbehandling kan gi tørr hud.
- Noen hår vokser ut igjen selv om du bruker apparatet ofte. Dette skjer fordi hårene er i forskjellige stadier av vekstsyklusen under behandling. Hårene som vokser ut igjen, blir gjerne tynnere og mykere.

Vi anbefaler at du gjør følgende:

- Ta kontakt med legen din hvis hudirritasjonen ikke forsvinner i løpet av tre dager (se avsnittet Viktig, delen Advarsel).
- Vent med neste behandling til hudirritasjonen er helt borte. Det kan være at du har brukt en intensitet som var for høy for deg. Bruk en lavere intensitet neste gang.
- Ikke sol deg intensivt eller sol deg rett etter behandlingen uten å bruke tilstrekkelig beskyttelse. Hvis du vil sole deg etter en behandling, må du bruke sunblock på de behandlede områdene.
- Unngå å svømme i klorvann 48 timer etter behandlingen. Kloret i vannet kan gi kløe.
- Unngå å bruke kosmetiske produkter på de behandlede områdene rett etter behandlingen.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør aldri apparatet eller deler av det under springen eller i oppvaskmaskinen.

Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre apparatet.

Skrap aldri på filterglasset eller metallflaten inne i det avtakbare vinduet.


Merk: Sørg for at det ikke setter seg fast skitt på sikkerhetsringens kontaktbrytere.

Merk: Ikke bruk apparatet når det ikke lenger er mulig å rengjøre filterglasset eller det avtakbare vinduet.

Rengjøring av apparatet etter hver behandling sikrer optimale resultater og lang levetid for apparatet.

1 Slå av apparatet, trekk ut støpselet og la det avkjøles.

Merk: Filterglasset blir varmt under bruk. La det kjøles ned før du rengjør det.




- 2** Når du vil fjerne det avtakbare vinduet, putter du fingrene inn i fordypningene til kabinettet på apparatet og trekker det avtakbare vinduet av apparatet.
- 3** Bruk den tørre, myke kluten som følger med apparatet, til å rengjøre følgende deler:
 - overflaten av filterglasset
 - yttersiden av det avtakbare vinduet
 - den innvendige metallrammen av det avtakbare vinduet
 - kabinettet på apparatet (etter behov)

Merk: Fukt kluten med noen dråper vann ved behov.

Oppbevaring

- 1** Slå av apparatet, trekk ut støpselet og la det avkjøles.
- 2** Rengjør apparatet før du legger det vekk.
- 3** Legg apparatet i etuiet.
- 4** Oppbevar apparatet på et tørt sted ved en temperatur på mellom 0 °C og 60 °C.


Miljø




- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet.
- De innebygde oppladbare batteriene består av stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriene før du leverer apparatet på et offentlig innsamlingssted. Lever batteriene på et offentlig innsamlingssted for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriene, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter, der de vil ta ut batteriene for deg og behandle dem på en miljøvennlig måte.


Fjerne de oppladbare batteriene

Fjern bare de oppladbare batteriene hvis de er helt tomme.




- 1** Sett en syl eller et annet spisst verktøy inn i apparatet, og press bunnlokket av håndtaket.
- 2** Løsne de to skruene.







- 3** Fjern den nedre delen av håndtaket og kutt de to ledningene som forbinder den nedre delen til apparatet.



- 4** Trekk batterikontaktene av batteripolene.



- 5** Rist ut de oppladbare batteriene fra apparatet.



- 6** Kutt de to ledningene som forbinder de oppladbare batteriene til apparatet.

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer; kan du gå til Web-området for Philips på www.philips.com/satinlux eller ringe 00800-SATINLUX (72846589).


Reservedeler

Følgende reservedeler er tilgjengelige:

- Avtakbart vindu
- Adapter
- Etui

Tekniske spesifikasjoner

Modell SC2000

Nominell nettspenning	100–240 V
Nominell frekvens	50–60 Hz
Nominell inngang	7,5 W
Beskyttelse mot elektrisk støt	Klasse II 
Beskyttelsesgrad	IP 30 (EN 60529)
Driftsforhold	Temperatur: +15 ° til +35 °C Relativ fuktighet: 25 til 75 %
Oppbevaringsforhold	Temperatur: 0 ° til +60 °C Relativ fuktighet: 5 til 95 %
Lampe med intenst pulset lys	Spekter: > 570 nm
Litiumbatteri	2 x 3,7 volt 1100 mAh

Feilsøking

I dette kapitlet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, bør du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor. Hvis du vil ha mer informasjon, finner du et telefonnummer på baksiden av brukerhåndboken, eller du kan gå til www.philips.com/satinlux.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet virker ikke.	De oppladbare batteriene er utladet.	Lad apparatet (se avsnittet Lading).
	Apparatet er ødelagt.	Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Apparatet slår seg plutselig av.	De oppladbare batteriene er utladet.	Lad apparatet (se avsnittet Lading).
Adapteren blir varm under lading.	Dette er normalt.	Ingen handling er nødvendig.
Ladelampen tennes ikke når jeg kobler den lille kontakten til apparatstøpselet.	Du har ikke koblet adapteren til stikkontakten.	Sett den lille kontakten i apparatstøpselet, og koble adapteren til stikkontakten.
		Koble et annet apparat til stikkontakten for å kontrollere om stikkontakten er strømførende.

Problem	Mulig årsak	Løsning
		Hvis apparatet fortsatt ikke lades, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
	Adapteren er ikke satt ordentlig inn i stikkontakten og/eller den lille kontakten er ikke satt ordentlig inn i apparatstøpset.	Sjekk at adapteren er satt ordentlig inn i stikkontakten og/eller at den lille kontakten er satt ordentlig inn i apparatstøpset.
	Apparatet er ødelagt.	Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Jeg har slått på apparatet, men jeg kan ikke øke eller redusere lysintensiteten.	Apparatet må nullstilles.	Når du skal nullstille apparatet, må du slå av apparatet og deretter slå det på igjen. Hvis du fortsatt ikke kan justere lysintensiteten, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Lampen for Klar til lysblink lyser ikke når jeg plasserer apparatet på huden.	Du har ikke satt det avtakbare vinduet med sikkerhetsringen riktig på huden.	Plasser apparatet vinkelrett mot huden slik at alle kontaktplyer berører huden. Sjekk deretter om lampen for Klar til lysblink er tent, og trykk på knappen for lysblink.
		Hvis dette ikke virker, plasserer du apparatet på en del av kroppen hvor det er lett å få full hudkontakt, for eksempel underarmen. Sjekk deretter om lampen for Klar til lysblink virker. Hvis lampen fortsatt ikke tennes når du plasserer apparatet på huden, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
	Sikkerhetsringen er skitten.	Rengjør sikkerhetsringen forsiktig. Hvis du ikke greier å rengjøre sikkerhetsringen ordentlig, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter for å få skiftet ut lysblinkskjermen.
Lampen for Klar til lysblink lyser ikke når jeg plasserer det avtakbare vinduet på huden, men kjøleviften virker.	Overopphetingsbeskyttelsen er aktivert.	Når overopphetingsbeskyttelsen er aktivert, virker viften fortsatt. Ikke slå av apparatet og la det avkjøles i cirka 15 minutter før du fortsetter å bruke det. Hvis lampen for Klar til lysblink fortsatt ikke lyser når du plasserer apparatet på huden, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Lampen for Klar til lysblink lyser grønt, men apparatet produserer ikke et lysblink når jeg trykker på knappen for lysblink.	Apparatet må nullstilles.	Når du skal nullstille apparatet, slår du av apparatet og slår det deretter på igjen. Hvis lampen for Klar til lysblink lyser grønt, men apparatet fortsatt ikke produserer et lysblink når du trykker på knappen for lysblink, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Apparatet blir varmt ved bruk.	Dette er normalt.	Ingen handling er nødvendig.
Apparatet viser ikke lysintensitet 1 når jeg slår det på.	Apparatet må nullstilles.	For å nullstille apparatet slår du det av og på igjen. Hvis apparatet fortsatt ikke viser lysintensitet 1, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Apparatet avgir en merkelig lukt.	Det avtakbare vinduet er skittent.	Rengjør det avtakbare vinduet forsiktig. Hvis du ikke greier å rengjøre det avtakbare vinduet ordentlig, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter for å få skiftet ut det avtakbare vinduet.
	Du har ikke barbert behandlingsområdet ordentlig.	Hvis det er hår på behandlingsområdet, kan disse hårene bli brent når du bruker apparatet. Da vil du merke en ubehagelig lukt. Barber behandlingsområdet skikkelig før du begynner å bruke apparatet.
Behandlingen er mer merkbar enn vanlig.	Du har brukt for høy lysintensitet.	Kontroller om du har brukt riktig lysintensitet. Velg om nødvendig en lavere lysintensitet.
	Du barberte ikke behandlingsområdene.	Barber alltid behandlingsområdene før du bruker apparatet.
	Apparatet er defekt.	Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
	Du oppbevarte apparatet på et støvete sted.	Den merkelige lukten forsvinner etter noen få lysblink.
	Filterglasset i utgangsvinduet for lys er ødelagt.	Hvis filterglasset i utgangsvinduet for lys er ødelagt, må du ikke bruke apparatet mer. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Jeg opplever en ubehagelig smerte når jeg bruker apparatet.	Du barberte ikke behandlingsområdene.	Barber alltid behandlingsområdet før du bruker apparatet.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Du behandlet et område som apparatet ikke er beregnet på.	Bruk kun apparatet på bena, armhulene og bikinilinjen.
	Du har brukt for høy lysintensitet.	Reduser lysintensiteten til et nivå som du finner komfortabelt. Se avsnittet Før bruk, delen Stille inn lysintensiteten.
	Filterglasset til utgangsvinduet for lys er ødelagt.	Hvis filterglasset til utgangsvinduet for lys er ødelagt, må du ikke bruke apparatet mer. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor; Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
	Apparatet egner seg ikke for håret ditt eller hudfargen din.	Ikke bruk apparatet hvis kroppshåret ditt er lys blondt, rødt, grått eller hvitt. Du skal ikke bruke apparatet selv om huden din er veldig mørk.
De behandlede områdene blir røde etter behandlingen.	Lett rødhet er ufarlig og normalt og forvinner raskt.	Ingen handling er nødvendig.
Hudreaksjonen etter behandlingene varer lengre.	Du har brukt for høy lysintensitet.	Velg en lavere lysintensitet neste gang. Se avsnittet Før bruk, delen Stille inn lysintensiteten.
		Oppsøk lege hvis hudreaksjonen varer mer enn tre dager.
Resultatene av hårreduksjonen er ikke tilfredsstillende.	Du har brukt for lav lysintensitet.	Velg en høyere lysintensitet neste gang.
	Du lot ikke apparatet avgi nok lysblink.	Pass på at du lar apparatet avgi nok lysblink. Se avsnittet Før bruk, delen Stille inn lysintensiteten.
	Du hadde ikke nok overlapping da du brukte apparatet.	For å få et godt hårfjerningsresultat må du bruke nok overlapping når du bruker apparatet. Se avsnittet Bruke apparatet, trinn 7.
	Du bruker ikke apparatet ofte nok.	Bruk apparatet annenhver uke.
	Apparatet egner seg ikke for håret ditt eller hudfargen din.	Ikke bruk apparatet hvis kroppshåret ditt er lys blondt, rødt, grått eller hvitt. Du skal ikke bruke apparatet selv om huden din er veldig mørk.
Hår begynner å vokse ut igjen enkelte steder på de behandlede områdene.	Du hadde ikke nok overlapping da du brukte apparatet.	For å få et godt hårfjerningsresultat må du bruke nok overlapping når du bruker apparatet. Se avsnittet Bruke apparatet.

Problem

Mulig årsak

Løsning

Hår begynner å vokse ut igjen som del av hårets naturlige vekstsyklus.

Det er del av hårets naturlige vekstsyklus at det begynner å vokse igjen. Håret som kommer tilbake, er likevel mykere og tynnere.

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att fullt ut dra nytta av det kundstöd som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/satinlux.

Hårborttagning med ljus är en av de mest effektiva metoderna för att bli av med oönskad hårväxt med ett resultat som varar längre. Det skiljer sig helt från de metoder som används i hemmen idag, och Philips har forskat kring metoden tillsammans med ledande dermatologer i nästan 10 år. Du kan nu bekvämt använda den här innovativa tekniken på egen hand hemma, närhelst det passar.

Den här apparaten är avsedd för borttagning av kvinnors oönskade hårväxt på områdena nedanför halsen:

- armhålorna
- bikiniområdet
- benen

Apparaten är inte avsedd för:

- personer med alltför ljus kroppsbe håring (ljusblont, rött, grått eller vitt kroppshår) eller mycket mörk hud. Se kapitlet Förberedelser inför användning, avsnittet Ställa in ljusintensiteten.

Mer information om SatinLux finns på www.philips.com/satinlux.

Så här fungerar fotoepilering

Hårväxt

Ålder, ämnesomsättning och andra faktorer påverkar hårväxten men normalt växer håret i tre faser:

1 Den anagena fasen (tillväxtfasen)

Håret växer aktivt från roten. Under den här fasen är koncentrationen av melanin som högst. Melaninet svarar för pigmenteringen av håret. Ju mer melanin som finns i roten, desto mörkare blir hårstrået.

Melaninkoncentrationen avgör också hur effektiv ljusbehandlingen är. Det är endast hår i den anagena fasen som är mottagligt för ljusbehandling.

2 Den katagena fasen (nedbrytningsfasen)

Hårstrået slutar växa och roten krymper ihop innan strået tappas.

3 Den telogena fasen (vilofasen)

Gamla hårstrån avskiljs från roten och det nya håret ersätter det gamla. Roten befinner sig i vila tills den biologiska klockan aktiverar den, så att ett nytt hårstrå bildas (4). Hårstråna på ett givet område av huden befinner sig i regel i olika utvecklingsfaser.


Hårborttagning med ljus

Apparaten tar bort hår genom att värma upp hårstrået och roten under huden. Melaninet i hårstrået och hårroten absorberar de avgivna ljuspulseringarna. Ju mörkare håret är, desto mer värme kan alstras. Processen stimulerar hårstrået att övergå till vilofasen.

Hårstrået tappas naturligt och tillväxten hämmas.

Optimal hårborttagning kan inte uppnås med en enstaka behandling, eftersom det bara är hår i den anagena fasen som är mottagliga för ljusbehandling. Under en behandling befinner sig i regel hårstråna i det behandlade området i olika utvecklingsfaser.

För att alla hårstrån ska kunna behandlas och hårrötterna inte bli aktiva igen, krävs behandling **varannan vecka**.



Ett inbyggt optiskt filter ser till att huden inte utsätts för UV-strålning och därmed inte utsätts för skador.

Fördelar

Apparaten har följande fördelar:

Professionell IPL-teknik för hemmabruk

SatinLux använder en ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light). IPL används också yrkesmässigt på skönhetsalonger för hårborttagning. Tack vare SatinLux kan den här tekniken nu användas också i hemmet.

Hindrar effektivt återväxten så att huden blir silkeslen

Den här metoden förhindrar återväxt av håret under lång tid och ger silkeslen hud. Våra studier har visat en betydande hårminskning redan efter två behandlingar. Optimala resultat uppnåddes vanligen efter 4 till 5 behandlingar. En minskning av hårets täthet är synbar från behandling till behandling. Hur snabbt effekten syns varierar från person till person. Upprepa behandlingen varannan vecka för att få bästa resultat och silkeslen hud.

Skonsam behandling, även av känsliga kroppsdelar

SatinLux har utvecklats i nära samarbete med ledande dermatologer för att få fram en effektiv och skonsam behandlingsmetod också för kroppens mest känsliga delar.

Apparaten är sladdlös för att ge en bekvämare hantering

Eftersom apparaten är batteridrivna kan den tas med överallt, t.ex. när du reser:

Allmän beskrivning (Bild 2)

- A** Ljusfönster med filterglas
 - B** Löstagbart fönster
 - C** Metallisk yta inuti det löstagbara fönstret
 - D** Säkerhetssystem (säkerhetsring med kontakreglage)
 - E** Blinkningsknapp
 - F** Intensitetslampor (1–5)
 - G** ▲ Knapp för att öka intensiteten
 - H** ▼ Knapp för att minska intensiteten
 - I** Laddningslampa för batteriet
 - J** På/av-knapp
 - K** Lampa som anger att apparaten är klar att använda
 - L** Uttag
 - M** Adapter
 - N** Liten kontakt
- Ingår också: påse och rengöringsduk

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.



Fara

- Vatten och elektricitet är en farlig kombination! Använd inte apparaten i våta miljöer (t.ex. nära badkar, dusch eller simbassäng).
- Utsätt inte apparaten och adaptern för vata.

Varning

- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Apparaten får endast användas tillsammans med den medföljande adaptern.
- Använd inte apparaten om adaptern eller själva apparaten är skadad.
- Använd inte apparaten om filterglaset har gått sönder.
- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en av originaltyp för att farliga situationer inte ska uppstå.
- Adaptren innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom fara då kan uppstå.
- Så här undviker du skador:
 - 1 täck aldrig över ventilationshålen när du använder apparaten.
 - 2 kontrollera att inget hindrar luftflödet genom ventilationshålen
 - 3 skydda apparaten från kraftiga stötar och undvik att skaka eller tappa den.
- Om apparaten flyttas från väldigt låg till väldigt hög temperatur bör du vänta i cirka 3 timmar innan du börjar använda den.
- Använd eller förvara aldrig apparaten i en dammig miljö.
- Låt aldrig apparaten vara påslagen utan uppsikt. Stäng alltid av apparaten när du är klar med den.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller UV-strålningar under längre tid.

Varning!

- Apparaten är endast avsedd för att ta bort oönskad kroppsbe håring på kvinnor. Använd den inte för något annat ändamål.
- Apparaten är endast avsedd för att ta bort mänskligt hår från områden nedanför halsen. Använd den inte för någon annan del av kroppen.
- Apparaten är inte utformad för kommersiellt eller professionellt bruk.
- Om apparaten används för kommersiellt eller professionellt bruk eller på andra kroppsdelar än dem som anges här, innebär detta att garantin upphör att gälla och att Philips avsäger sig allt ansvar för eventuella skador.

- Din hud kan rodna och blir irriterad där du har använt apparaten. Detta är helt normalt och besvären försvinner snabbt. Om irritationen skulle vara kvar efter tre dagar bör du kontakta läkare.
- Utsätt inte apparaten för temperaturer lägre än 5 °C eller högre än 35 °C.
- Apparaten är utrustad med ett inbyggt överhettningsskydd. Om apparaten skulle bli överhettad kommer den tillfälligt inte att kunna användas. Stäng inte av den utan låt den svalna under cirka 15 minuter innan du fortsätter behandlingen.
- Lämna alltid in apparaten till ett av Philips auktoriserat serviceombud för undersökning eller reparation. Om reparationer utförs av obehöriga personer kan det leda till mycket farliga situationer för användaren.
- Använd aldrig apparaten under något av de förhållanden som beskrivs under Kontraindikationer.

Kontraindikationer

Använd aldrig apparaten:

- Om du har eller har haft en hudsjukdom såsom aktiv hudcancer eller någon annan cancersjukdom i de områden som du tänker behandla eller lesioner som utgör förstadium till cancer eller flera atypiska födelsemärken i de områden som du tänker behandla.
- Om du har epilepsi med anfall som kan utlösas av blinkande ljus.
- Om du har eller har haft någon kollagen sjukdom som t.ex. keloider (sjuklig ärrbildning) eller vet att du haft problem med svåråläkta sår.
- Om du har eller har haft en vasculär sjukdom, såsom åderbräck eller vasculär ektasi i de områden som du tänker behandla.
- Om din hud är känslig för ljus och drabbas av klåda eller allergiska reaktioner; Om du använder fotosensibiliserande medel eller medicin, kontrollera du bipacksedeln. Du kan inte använda apparaten om det på bipacksedeln anges att medlet eller medicinen kan orsaka fotoallergiska eller fototoxiska reaktioner eller att du ska undvika solljus.
- Om du har diabetes, lupus erythematoses, porfyri eller hjärtsvikt.
- På områden där du behandlas eller nyligen har behandlats med alfa-hydroxysyror (AHA), beta-hydroxysyror (BHA), topisk isotretinoin eller azelainsyra.
- Om du har behandlats med oral isotretinoin (Accutane® eller Roaccutane®) under de senaste sex månaderna. Sådan behandling kan göra huden mer känslig för skrapning, sår och irritation.
- Om du har någon blödarsjukdom eller tar antikoaguleringsmedicin, inklusive omfattande användning av aspirin, på ett sätt som inte medger ett minst 1 vecka långt behandlingsuppehåll innan du använder apparaten.
- Om du har infektion, eksem, brännskada, hårsäcksinflammation, öppet sår; skavsår; sår efter kirurgiskt ingrepp, herpes simplex eller lesioner och hematom i de områden som du tänker behandla.
- Om du har eller har haft en immunhämmande sjukdom (såsom HIV eller AIDS) eller tar immunhämmande medicin.
- Om du använder smärtstillande medicin, vilket minskar känsligheten för värme.
- Om du är gravid eller ammar.
- På födelsemärken, fräckar, större vener; områden med mörkare pigment, ärr eller hudavvikelse utan att först konsultera läkare. Ljusbehandlingen kan leda till brännskador och färgförändringar; vilket

kan göra det svårare att identifiera hudrelaterade sjukdomar (t.ex. hudcancer).

- På bröstvårtor och slemhinnor:
- Efter intensiv solning och/eller på solbränd hud eller om du använder medel för att få en intensivare solbränna.
- På vårtor; tatueringar eller permanent makeup. Ljusbehandlingen kan leda till brännskador och färgförändringar.
- Om du använder långtidsverkande deodorant. Ljusbehandlingen kan leda till hudreaktioner.
- Över eller nära artificiella föremål i eller utanpå kroppen som t.ex. silikonimplantat, hormonstavar av typen Implanon, pacemakers, subkutana injektionsportar (insulindispenser) eller piercingar.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Laddning

Ladda batterierna fullständigt innan du använder apparaten första gången och varje gång batterierna laddats ur. Att ladda batterierna helt tar upp till 4 timmar.

Ladda apparaten när laddningslampan lyser med orangefärgat sken vid användning. När laddningslampan tänds räcker batteriet till minst 30 blinkningar.

Fulladdade batterier räcker till minst 160 blinkningar med ljusintensiteten 5, vilket motsvarar cirka 15 minuters drifttid. Det faktiska antalet blinkningar varierar, beroende på vald intensitet (se Effektivitet vid olika ljusintensiteter i kapitlet Förberedelser inför användning).

Ladda batteriet helt var tredje eller fjärde månad, även om du inte använt apparaten på länge.

- 1** Stäng av apparaten.
- 2** Sätt in den lilla kontakten i apparaten och anslut adaptern till ett vägguttag.
 - Laddningslampan blinkar med grönt ljus för att visa att apparaten laddas.
 - När batterierna är helt laddade lyser laddningslampan med fast grönt sken.

Var försiktig: Täck inte apparaten eller adaptern under pågående laddning.

Obs! Du kan inte använda apparaten medan den laddas.

Obs! Adaptren känns varm under laddning. Det är normalt.

- 3** Ta ur adaptern ur vägguttaget och dra ut den lilla kontakten ur apparaten.

Förberedelser inför användning

För att få ett så bra resultat som möjligt förbereder du på följande vis de områden som ska behandlas:

- 1** Raka behandlingsområdena så länge som håret växer tillbaka.

Ta inte bort hår med vax, epilering, pincett eller hårborttagningskräm. Dessa metoder motverkar fotoepilering, eftersom de tar bort håret med rötterna. Ljuset kan då inte absorberas av roten och håret växer tillbaka.

Obs! Rakning är nödvändigt för att se till att ljusenergin förmedlas till hårrötterna på det mest effektiva sättet. Dessutom kan synliga hårstrån i behandlingsområdet brännas av ljuset och skapa en obehaglig lukt. Detta är i sig för det mesta helt ofarligt, men det kan orsaka viss smärta när apparaten används.

- 2** Tvätta huden och se till att den är torr och fri från fett och oljor (som finns bl.a. i deodoranter, lotioner, parfym, brun-utan-solkrämer och solskyddsprodukter).

Obs! Om rakningen orsakar sår kan detta göra huden mer känslig. I så fall kan ljusbehandlingen upplevas mer påtagligt och till och med kännas obehaglig.

Obs! Så snart håren slutat växa tillbaka, vilket i regel sker efter några få behandlingar, behöver du inte raka huden före behandlingen.

Tips: Om rakning irriterar huden kan du i stället använda en trimmer och klippa håret så kort som möjligt. I så fall kan ljusbehandlingen upplevas mer påtagligt och ge ett visst obehag.

Ställa in ljusintensiteten

Du måste ställa in ljusintensiteten efter hudtyp och hårfärg och dessutom anpassa nivån efter vad som känns behagligt. Följande tabell hjälper dig att välja rätt intensitet.

- 1** Använd tabellen för att fastställa vilken intensitet som passar din hud och din hårfärg bäst och för att kontrollera om du kan använda ljusbehandling över huvud taget (om ljusbehandling inte är lämplig anges detta med ett x i tabellen).

Obs! Personer med mörk hud löper större risk att få irriterad hud eftersom huden absorberar mer ljus. Därför rekommenderas en lägre intensitet för personer med mörk hud.

- 2** För varje behandlingsområde väljer du en lämplig intensitet i det rekommenderade intervallet som är så hög som möjligt utan att du känner obehag under behandlingen.

Behandlingen kan göra att det känns varmt på huden men det ska aldrig kännas obehagligt.

Obs! Kontrollera före varje behandling att rätt intensitet är inställd.

Rekommenderad ljusintensitet (1–5)

Hudens färg och egenskaper:	Vit (bränns alltid i solen, blir aldrig brun vid solning)	Beige (bränns lätt i solen, blir lite brun vid solning)	Ljusbrun (bränns ibland i solen, får fin brun färg vid solning)	Mellanbrun (bränns sällan i solen, får snabbt fin brun färg vid solning)	Mörkbrun (bränns sällan i solen, får lätt fin brun färg vid solning)	Svart (bränns sällan eller aldrig i solen, får mycket mörk färg vid solning)	
Färg på kroppshår:	vitt/grått	x	x	x	x	x	x
	rött	x	x	x	x	x	x
	ljusblont	x	x	x	x	x	x
	blont	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
	mörkblont/ljusbrunt	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
	brunt	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
	mörkbrunt	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x
	svart	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	x

x innebär att apparaten inte bör användas.

Obs! Apparaten är inte lämplig för personer med mycket mörk eller svart hud eftersom det innebär en högre risk för hudirritationer.

Obs! Apparaten är inte lämplig för personer med ljusblont, rött, grått eller vitt kroppshår eftersom den låga melaninkoncentrationen i håret leder till dålig hårborttagningsförmåga.

Obs! Vid högre ljusintensitet är behandlingen inte bara effektivare utan också mer synlig.

Effektivitet vid olika ljusintensiteter

Ljusintensitet	Effektivitet	Antal blinkningar
5	*****	160
4	****	190
3	***	250
2	**	350
1	*	520

* anger hur effektiv behandlingen är

Obs! Tabellen anger hur många blinkningar som apparaten kan ge vid varje intensitet och motsvarande förväntad effektivitet. Välj den intensitet som passar bäst för din hudfärg och färgen på ditt kroppshår.

Använda apparaten

Behandlingen kan göra att det känns varmt på huden men det ska aldrig kännas obehagligt.

Apparaten är endast avsedd för att ta bort oönskad kroppsbe håring på kvinnor från områdena nedanför halsen: armhålorna, bikiniområdet och benen.

Obs! Raka området som ska behandlas innan du använder apparaten (se kapitlet Förberedelser inför användning).

Tips: Den bästa tidpunkten för behandling är före sänggående. Det minskar hudreaktioner som kan inträffa under natten.

1 Tryck på på-/av-knappen för att slå på apparaten.

► Intensitetslampa 1 slås på automatiskt för att visa att apparaten är påslagen på det förinställda läget 1.

Obs! Du kan när som helst stänga av apparaten genom att trycka på på/av-knappen igen.






Obs! Det är normalt att apparaten blir varm under behandlingen.


2 Tryck på knappen ▲ om du vill öka intensiteten. Om du vill minska intensiteten trycker du på knappen ▼.

► Varje gång du trycker på knappen börjar motsvarande intensitetslampa att blinka. Det tar några sekunder.

3 Placera apparaten vinkelrätt mot huden, så att det löstagbara fönstret och säkerhetsringen kommer i kontakt med huden.


Tips: När du använder apparaten för första gången bör du testa metoden på t.ex. höften. Starta med den lägsta rekommenderade intensiteten och öka till den högsta rekommenderade intensiteten. Testet visar hur känslig din hud är för ljus. Se efter om du fått några hudreaktioner efter 20 minuter. Om någon hudreaktion syns använder du en lägre rekommenderad intensitet när du sedan genomför behandlingen.






- 4** Tryck på säkerhetsringen så att den får kontakt med huden med ett visst tryck.

Obs! På säkerhetsringen finns kontaktreglage som utgör apparatens säkerhetssystem. Dessa hindrar att blinkningar avges när apparaten inte har kontakt med huden.



- När alla kontaktreglage på ringen är intryckta tänds en lampa som anger att apparaten är klar att användas. Detta kan ta några sekunder. När lampan tänds kan apparaten börja avge blinkningar.


Tips: Apparaten blir enklare att använda om du sträcker ut huden som ska behandlas. Om huden är mjuk kan du behöva trycka hårdare så att alla kontaktreglage trycks in.




- 5** Tryck på blinkningsknappen när du är klar. Släpp upp knappen efter varje blinkning.

- 6** Upprepa sedan stegen 3, 4 och 5 för nästa blinkning. Detta kan ta några sekunder.

Använd inte blinkningar på samma område utan att första lyfta upp apparaten. Detta förhindrar överhettning och minskar risken för brännskador.



- 7** För bästa resultat bör du se till att de behandlade områdena överlappar varandra något. Det verksamma ljuset är endast det som kommer direkt ut ur fönstret. Se därför till att blinkningarna avges nära varandra.



- 8** Stäng av apparaten när behandlingen är klar.

Obs! Undvik att se rakt in i ljuset från apparaten när den är påslagen.

Obs! Det ljus som syns under behandlingen reflekteras från huden och är oskadligt för ögonen. Skyddsglasögon behövs inte.

Riktlinjer för behandling

Rekommenderat antal blinkningar och ungefärlig behandlingstid

Område	Antalet blinkningar (ca)	Behandlingstid (ca)
Armhålör	25 per armhåla	3 minuter per armhåla
Bikiniinjen	25 per sida	3 minuter per sida
Hela bikiniområdet	90 för hela området	10 minuter
Underbenet	160–190	15 minuter

Område	Antalet blinkningar (ca)	Behandlingstid (ca)
Hela benet	320–380	30 minuter

Obs! Fulladdade batterier ger minst 160 blinkningar med intensiteten 5, vilket motsvarar en sladdlös drift på cirka 15 minuter.

Så här får du det bästa resultatet

Optimal hårborttagning kan inte uppnås med en enstaka behandling, eftersom det bara är hår i den anagena fasen som är mottagliga för ljusbehandling. Under en behandling befinner sig i regel hårstråna i det behandlade området i olika utvecklingsfaser. För att alla hårstrån ska kunna behandlas och hårrötterna inte bli aktiva igen krävs behandling varannan vecka. Du bör följa denna rekommendation. Resultatet förbättras inte om du behandlar oftare eller mer sällan än så. Kliniska tester har visat att detta är det bästa behandlingsintervallet.

Efter behandlingen

Efter behandlingen kan följande inträffa:

- Huden rodnar lätt och/eller sticker, kliar eller känns varm. Detta är en normal reaktion som snart går över.
- En hudreaktion som liknar solbränna kan under en kortare tid uppstå på det behandlade området.
- Huden kan kännas torr, vilket är en följd av både rakningen och ljusbehandlingen.
- Vissa hårstrån växer tillbaka även om du använder apparaten ofta. Detta beror på att hårstråna befinner sig i olika utvecklingsstadier. De hårstrån som växer ut är i regel mjukare och tunnare.

Vi rekommenderar att du:

- Talar med din läkare om irritationen inte försvunnit inom tre dagar (läs mer i kapitlet Viktigt, avsnittet Varning).
- Väntar med nästa behandling tills huden är helt återställd. Kanske har du använt för hög ljusintensitet. Prova med lägre intensitet nästa gång.
- Inte utsätter huden för intensiv sol eller solar i solarium direkt efter behandlingen. Om du vill sola efter behandlingen bör du använda solskydd på det behandlade området.
- Undviker att simma i klorerat vatten i 48 timmar efter behandlingen. Kloret kan orsaka klåda.
- Undviker att använda kosmetika på det behandlade området direkt efter behandlingen.

Rengöring och underhåll

Rengör aldrig apparaten eller dess delar under vattenkranen eller i diskmaskinen.


Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller acetone till att rengöra enheten.

Undvik att repa filterglaset eller den metalliska ytan inuti det löstagbara fönstret.

Obs! Se till att kontaktreglagen på säkerhetsringen inte blockeras av smuts.

Obs! Använd inte apparaten om det inte går att rengöra filterglaset eller det





löstagbara fönstret.

För att få bästa möjliga resultat och för att förlänga apparatens livslängd bör du alltid rengöra den efter varje behandling.

- 1 Stäng av apparaten omedelbart och låt den svalna.

Obs! Filterglaset blir upphettat under användning. Låt glaset svalna innan du rengör det.

- 2 Du tar bort det löstagbara fönstret genom att sätta fingrarna i handgreppen på apparatens hölje och dra av fönstret från apparaten.
- 3 Använd den duk som medföljer för att rengöra följande delar:
 - ytan på filterglaset
 - utsidan på det avtagbara fönstret
 - metallramen inuti det avtagbara fönstret
 - apparatens hölje (om det behövs)

Obs! Om det behövs kan du fukta trasan med några droppar vatten.

Förvaring

- 1 Stäng av apparaten omedelbart, koppla ur den från uttaget och låt den svalna.
- 2 Rengör apparaten innan du ställer undan den.
- 3 Förvara apparaten i det medföljande fodralet.
- 4 Förvara apparaten på en torr plats med en temperatur på mellan 0 °C och 60 °C.

Miljön





- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön.
- De inbyggda laddningsbara batterierna innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur batterierna innan du kasserar apparaten och lämna in den vid en officiell återvinningsstation. Lämna batterierna vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batterierna kan du också ta med apparaten till ett Philips-serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batterierna och kassera dem på ett miljövänligt sätt.

Ta ur de laddningsbara batterierna


Ta endast ur de laddningsbara batterierna om de är helt uttjänta.

- 1 Använd en syl eller annat spetsigt verktyg för att ta bort det nedre locket på handtaget.







2 Lossa de två skruvarna.




3 Ta bort den nedre delen av handtaget och skär av de två kablarna som ansluter den nedre delen till apparaten.



4 Lossa sladdarna från batteriernas poler.



5 Skaka så att batterierna faller ut ur apparaten.



6 Skär av de två kablarna som ansluter de två laddningsbara batterierna till apparaten.

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com/satinlux eller ringa 00800-SATINLUX (72846589).


Reservdelar

Följande delar är tillgängliga:

- Löstagbart fönster
- Adapter
- Fodral

Tekniska specifikationer

Modell SC2000

Märkspänning	100 V–240 V
Märkfrekvens	50 Hz–60 Hz
Nominell ineffekt	7,5 W
Skydd mot elektriska stötar	Klass II 
Skyddsklass	IP 30 (EN 60529)
Driftförhållanden	Temperatur: +15 till +35 °C Relativ luftfuktighet: 25 % till 75 %
Förvaringsförhållanden	Temperatur: 0 till +60 °C Relativ luftfuktighet: 5 % till 95 %
IPL-lampa (Intense Pulsed Light)	Spektrum: >570 nm
Litiumjonbatteri	2 x 3,7V 1 100 mAh

Felsökning

I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedanstående information kontaktar du kundtjänst i ditt land. Du hittar telefonnumret på baksidan av bruksanvisningen och kan även gå till www.philips.com/satinlux för mer information.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte.	De laddningsbara batterierna är slut.	Ladda apparaten (se kapitlet Laddning).
	Apparaten har gått sönder.	Kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Apparaten stängs plötsligt av.	De laddningsbara batterierna är tomma.	Ladda apparaten (se kapitlet Laddning).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Adaptorn blir varm under laddningen.	Det är normalt.	Ingen åtgärd krävs.
Laddningslampan tänds inte när jag sätter in den lilla kontakten i uttaget på apparaten.	Du har inte anslutit adaptorn till ett vägguttag.	Sätt in den lilla kontakten i apparaten och anslut adaptorn till ett vägguttag. Kontrollera att vägguttaget fungerar genom att ansluta någon annan utrustning. Om apparaten ändå inte laddas kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
	Du har inte anslutit adaptorn korrekt till ett vägguttag och/eller så är den lilla kontakten inte korrekt ansluten till apparaten.	Kontrollera att adaptorn är korrekt ansluten till ett vägguttag och/eller att den lilla kontakten är korrekt ansluten till apparaten.
	Apparaten har gått sönder.	Kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Jag har satt på apparaten men kan inte reglera ljusintensiteten.	Apparaten måste återställas.	Du återställer apparaten genom att stänga av och slå på den. Om du inte kan ställa in intensiteten efter återställningen kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Lampan som visar att apparaten är klar att använda tänds inte när jag placerar apparaten mot huden.	Du har inte placerat det löstagbara fönstret med säkerhetsringen på rätt sätt mot huden.	Håll apparaten vinkelrätt mot huden så att alla kontaktreglage får hudkontakt. Kontrollera sedan om lampan tänds och tryck på blinkningsknappen.
		Om detta inte fungerar placerar du apparaten mot en del av kroppen där det är lättare att få kontakt med huden, till exempel mot underarmen. Kontrollera sedan om lampan tänds. Om den inte gör det kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
	Säkerhetsringen är smutsig.	Rengör säkerhetsringen försiktigt. Om du inte lyckas få säkerhetsringen ren kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud och ber att få delar utbytta.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Lampan som visar att apparaten är klar att använda tänds inte när jag placerar det löstagbara fönstret mot huden, men kylfläkten fungerar.	Överhettningsskyddet är aktiverat.	När överhettningsskyddet är aktiverat fortsätter fläkten att gå. Stäng inte av apparaten utan låt den svalna under cirka 15 minuter innan du använder den igen. Om lampan därefter inte tänds när du placerar apparaten mot huden kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Lampan visar att apparaten är klar att använda men jag kan ändå inte få den att blinka.	Apparaten måste återställas.	Du återställer apparaten genom att stänga av och slå på den. Om lampan visar att apparaten är klar att använda efter återställningen men du ändå inte kan få den att blinka kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Apparaten blir varm under användning.	Det är normalt.	Ingen åtgärd krävs.
Apparaten visar inte ljusintensitet 1 när den slås på.	Apparaten måste återställas.	Du återställer apparaten genom att stänga av och slå på den. Om den efter återställningen inte visar ljusintensitet 1 kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Apparaten avger en konstig lukt.	Det löstagbara fönstret är smutsigt.	Rengör det löstagbara fönstret försiktigt. Om du inte kan få fönstret riktigt rent kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud så att du kan få fönstret utbytt.
	Du har inte rakat behandlingsområdet.	Om det finns hårstrån i behandlingsområdet kan dessa komma att brännas under behandlingen. Då kan en obehaglig eller konstig lukt uppstå. Raka alltid behandlingsområdet innan du använder apparaten.
Du känner av behandlingen mer än du brukar.	Du har använt för hög intensitet.	Kontrollera att du har valt rätt intensitet. Välj vid behov en lägre intensitet.
	Du har inte rakat behandlingsområdet.	Raka alltid behandlingsområdet innan du använder apparaten.
	Apparaten fungerar inte.	Kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
	Du har förvarat apparaten i en dammig miljö.	Den konstiga lukten försvinner efter några blinkningar.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Filterglaset på ljusfönstret är trasigt.	Använd inte apparaten om filterglaset har gått sönder. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Det gör ont när jag använder apparaten.	Du har inte rakat behandlingsområdet.	Raka alltid behandlingsområdet innan du använder apparaten.
	Du har använt apparaten på ett område som den inte är avsedd för.	Apparaten får bara användas för armhålorna, bikiniområdet och benen.
	Du har använt en för hög intensitet.	Minska ljusintensiteten till en nivå som känns bekväm. Läs mer i kapitlet Förberedelser inför användning, avsnittet Ställa in ljusintensiteten.
	Filterglaset på ljusfönstret är trasigt.	Använd inte apparaten om filterglaset har gått sönder. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
	Apparaten passar inte din hår- eller hudfärg.	Använd inte apparaten om ditt kroppshår är ljusblont, rött, grått eller vitt eller om du har mycket mörk hud.
De behandlade områdena blir röda.	Viss rodnad är normalt och försvinner snart.	Ingen åtgärd krävs.
Hudreaktionen efter behandlingen kvarstår en längre tid.	Du har använt för hög intensitet.	Minska ljusintensiteten nästa gång. Läs mer i kapitlet Förberedelser inför användning, avsnittet Ställa in ljusintensiteten.
		Kontakta läkare om hudreaktionen kvarstår efter 3 dagar.
Resultatet av behandlingen är inte tillfredsställande.	Du har använt en för låg intensitet.	Öka ljusintensiteten nästa gång.
	Du har inte låtit apparaten avge tillräckligt många blinkningar.	Kontrollera att du använder tillräckligt många blinkningar. Läs mer i kapitlet Förberedelser inför användning, avsnittet Ställa in ljusintensiteten.
	Du har inte gjort tillräckligt många överlappningar när du använde apparaten.	För bästa resultat måste du göra överlappningar när du använder apparaten. Se kapitlet Använda apparaten, steg 7.
	Du har inte använt apparaten tillräckligt ofta.	Använd apparaten varannan vecka.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Apparaten passar inte din hår- eller hudfärg.	Använd inte apparaten om ditt kroppshår är ljusblont, rött, grått eller vitt eller om du har mycket mörk hud.
Håret börjar växa ut igen på vissa delar av det behandlade området.	Du har inte gjort tillräckligt många överlappningar när du använde apparaten.	För bästa resultat måste du göra överlappningar när du använder apparaten. Se kapitlet Använda apparaten.
	Det är naturligt att nytt hår börjar växa ut igen.	Det är naturligt att nytt hår börjar växa ut igen. Det nya håret brukar dock vara mjukare och tunnare.

Giriş

Ürününümü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/satinlux.

Tüylerin ışık kullanılarak alınması istenmeyen tüylerden uzun süreli kurtulmak için en etkili yöntemlerden biridir. Evde uygulanan tüy alma yöntemlerinden tamamıyla farklıdır ve Philips bu yöntemi önde gelen dermatologlarda yaklaşık 10 yıldan beri araştırmaktadır. Artık bu yenilikçi teknolojiyi evinizin güvencesinde istediğiniz zaman rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Bu cihaz kadınların boyun bölgesinden aşağıdaki vücut tüylerinin alınması için aşağıdaki bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- koltuk altları
- bikini bölgesi
- bacaklar

Bu cihaz aşağıdaki kişilere uygun değildir:

- çok açık renkte vücut tüyelerine (açık sarı, kızıl, gri veya beyaz vücut tüyleri) veya çok koyu cilt rengine sahip kişiler. Bkz. 'Cihazın kullanıma hazırlanması' bölümü, 'Işık hassasiyetinin ayarlanması' kısmı.

SatinLux hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.philips.com/satinlux.

Foto epilasyon nasıl çalışır

Tüy uzaması

Yaşa, metabolizmaya ve diğer faktörlere bağlı olarak, herkesin tüyleri farklı şekilde uzar ancak genel olarak tüy uzamasının üç aşaması bulunur:

1 Anajen aşama (büyüme aşaması)

Tüy kökten etkin bir biçimde büyür. Bu aşamada melanin konsantrasyonu en üst seviyededir. Melanin tüyün pigmentasyonundan sorumludur. Kökte daha fazla melanin bulunması tüyün daha koyu renkte olmasına neden olur. Melanin konsantrasyonu ayrıca bu yöntemin verimliliği için belirleyici etkidir. Sadece anajen aşamadaki tüyler ışık kullanılarak alınabilir.

2 Katajen aşama (azalma aşaması)

Tüy uzaması durur ve tüy dökülmeden önce kök küçülür.

3 Telojen aşama (bekleme aşaması)

Eski tüy kökten ayrılır ve yeni tüy, eski tüyü yavaşça dışarı iter. Kök, biyolojik saat etkin olmasını ve yeni bir tüy üretmesini söyleyene kadar dinlenmeye çekilir (4). Deri üstündeki bir bölgedeki tüyler genellikle büyüme döngüsünün farklı aşamalarındadır.


Çalışma prensibi

Cihaz tüyü ve deri altındaki kökü ısıtarak alır. Tüydeki ve kökteki melanin gönderilen ışık darbelerini emer. Daha koyu renkli tüylerde daha fazla ısı üretilebilir. Bu süreç tüyün bekleme aşamasına geçmesini tetikler. Tüy artık normal bir şekilde dökülecektir ve yeni tüy büyümesi engellenmiştir.

Sadece anajen aşamadaki tüyler ışık kullanılarak alınabildiğinden, optimum tüy alma tek seansta gerçekleşmez. Seans sırasında, uygulama bölgesindeki tüyler genellikle büyüme döngüsünün farklı aşamalarındadır.

Bütün tüylerin başarılı bir şekilde alınması ve tüy kökünün yeniden etkin hale gelmemesi için seanslar **iki haftada bir** tekrarlanmalıdır.

Bir entegre optik filtre, UV ışınlarının cilde ulaşmasını engeller ve zarar görmemesini sağlar.



Avantajları

Bu cihaz aşağıdaki avantajlara sahiptir:

Evde kullanım için profesyonel IPL teknolojisi

SatinLux ışık tabanlı bir teknoloji olan ve "Yoğun Darbeli Işık" (IPL) olarak bilinen bir teknoloji kullanır. IPL tüy alma amaçlı olarak profesyonel güzellik pazarında da kullanılmaktadır. SatinLux artık bu yenilikçi teknolojiyi evinizin rahatlığında kullanmanızı sağlıyor.

Uzun süreli pürüzsüzlük için tüyün yeniden uzamasının etkin bir şekilde engellenmesi

Bu yöntem tüyün yeniden uzamasını uzun süre engeller ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Yaptığımız araştırmalar tüylerin çoğunluğunun 2 seans sonrasında önemli ölçüde azaldığını göstermiştir. En iyi sonuçlar genellikle 4 - 5 seans sonunda elde edilir. Seanslar ilerledikçe tüy yoğunluğunda bir azalma gözlemlenebilir. Etkilerin ne kadar sürede gözle görülür hale geleceği ve ne kadar uzun süreli olacağı kişiden kişiye değişmektedir. Optimal sonuçlara ulaşmak ve derinizin pürüzsüzlüğünü uzun süre korumak için seansları iki haftada bir tekrarlayın.

Hassas uygulama, nazik bölgelerde bile

SatinLux en hassas bölgelerde bile nazik ve etkili bir uygulama için önde gelen dermatologlarla yakın bir şekilde çalışarak geliştirildi.

Maksimum hareket özgürlüğü ve esneklik için kablolu çalışma.

Cihaz şarj edilebilir pillerle çalıştığı için, taşınabilir ve her yerde kullanılabilir.

Genel açıklamalar (Şek. 2)

- A** Filtreli camlı ışık çıkış penceresi
- B** Çıkarılabilir pencere
- C** Çıkarılabilir pencerenin içindeki metalik yüzey
- D** Güvenlik sistemi (kontak anahtarlı güvenlik halkası)
- E** Çakma düğmesi
- F** Işık yoğunluğu (1- 5)
- G** ▲ Yoğunluk artırma düğmesi
- H** ▼ Yoğunluk azaltma düğmesi
- I** Düşük pil göstergeli şarj ışığı
- J** Açma/kapama düğmesi
- K** 'Çakmaya hazır' ışığı
- L** Cihaz soketi
- M** Adaptör
- N** Küçük fiş

Ayrıca: kılıf ve temizleme bezi

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike



- Su ve elektrik tehlikeli bir birleşimdir. Bu nedenle cihazı kesinlikle ıslak mekanlarda (örneğin banyoda, duş veya havuz yakınında) kullanmayın.
- Cihazı ve adaptörü kuru olarak saklayın.

Uyarı

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Cihazı sadece cihazla beraber verilen adaptör ile birlikte kullanın.
- Adaptör ya da cihazın kendisi hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Filtre camı kırılmışsa cihazı kullanmayın.
- Adaptör hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için mutlaka orijinal modeli ile değiştirildiğinden emin olun.
- Adaptörde bir transformatör bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin.
- Cihazın zarar vermesini önlemek için aşağıdakilere özen gösterin:
 - 1 kullanım sırasında havalandırma yuvalarını asla kapatmayın.
 - 2 havalandırma yuvalarındaki hava akışını hiç bir şeyin engellemediğinden emin olun
 - 3 Cihazı kuvvetli darbelerden koruyun, sallamayın veya düşürmeyin.
- Cihazı çok soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama geçirirseniz, kullanmadan önce yaklaşık 3 saat bekleyin.
- Cihazı hiç bir zaman tozlu ortamlarda kullanmayın veya saklamayın.
- Cihaz çalışırken hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın. Cihazı kullanımdan sonra mutlaka kapatın.
- Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığına veya UV ışığa maruz bırakmayın.

Dikkat

- Bu cihaz sadece kadınların vücut tüylerinin alınması için uygundur. Diğer amaçlar için kesinlikle kullanılmaz.
- Cihaz sadece boyun bölgesinden aşağıdaki tüylerin alınması için uygundur. Vücudunuzun başka bir bölgesi için kullanmayın.
- Bu cihaz ticari veya profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır.
- Cihazı ticari veya profesyonel amaçlarla, açıkça belirtilen vücut bölgelerinden başka bir bölge için veya cihazı kullanması uygun olmadığı açıkça belirtilen kişiler tarafından kullanılması durumunda garanti geçerliliğini yitirecek ve Philips söz konusu zararlarla ilgili her türlü sorumluluğu reddedecektir.
- Cihazı kullandıktan sonra cildiniz bir miktar kızarabilir ve tahriş olabilir. Bu durum kesinlikle normaldir ve hızlıca kaybolur. Tahriş olan bölge üç gün içinde iyileşmezse, doktorunuza danışmanızı öneririz.

- Cihazı kullanım sırasında 15°C'den az ve 35°C'den çok sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Cihazda dahili aşırı sıcaklık koruması bulunmaktadır: Cihaz aşırı ısırırsa çalışmaz. Cihazı kapatmayın fakat seansa devam etmeden önce cihazı yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın.
- Cihazın kontrolü veya tamirati için, her zaman yetkili bir Philips servis merkezine götürün. Yetkili olmayan kişilerce yapılan tamirat, kullanıcı için tehlikeli durumlara sebep olabilir.
- Cihazı aşağıda belirtilen kullanılmaması gereken durumlardan hiçbirinde kesinlikle kullanmayın.

Kullanılmaması gereken durumlar

Cihazı aşağıdaki durumlarda asla kullanmayın:

- Etkin deri kanseri gibi bir deri hastalığınız varsa, deri kanseri geçirdiyeniz veya uygulama alanında herhangi bir bölgesel kanser bulunuyorsa, kanser öncesi doku bozulmalarınız veya normal olmayan benleriniz varsa.
- Çakan ışığa hassas epilepsi hastalığınız varsa.
- Keloid yarası formasyonu geçirdiyeniz veya yaralarınız zor iyileşiyorsa.
- Uygulama yapılacak bölgede varis ya da damar ektazisi gibi damar bozuklukları varsa.
- Cildiniz ışığa karşı hassas ise, kızamıklık ve alerjik reaksiyon meydana gelebilir. Işığa duyarlı hale getiren maddeler veya ilaçlar alıyorsanız, ilacınızın prospektüsünü kontrol edin ve ışık alerjisi, ışık zehirlenmesi gibi reaksiyonlar ortaya çıkarabileceği için yasaklanmışsa veya ilaç alırken güneşe çıkmamanız gerekiyorsa cihazı asla kullanmayın.
- Şeker hastalığınız, lupus erythematodes, porfiri veya konjestif kalp yetmezliğiniz varsa.
- Cildinizde hala tedavi gören bölgeler varsa veya yakın zamanda Alfa-Hidroksi Asitler (AHA), Beta-Hidroksi Asitler (BHA), topikal isotretinoin veya azelaik asitle tedavi gördüyseniz.
- Son altı ay içinde oral isotretinoin Accutane® veya Roaccutane® alma kaysanız, bu uygulama cildi yıpranmaya, yaralanmaya ve tahrişlere karşı daha hassas hale getirir.
- Kanama bozukluğunuz varsa veya her uygulamadan önce 1 haftalık temizlenme süresi gerektiren çok yoğun aspirin kullanımı gibi pıhtı önleyici ilaçlar alıyorsanız.
- Uygulama yapılacak bölgede enfeksiyon, egzama, yanıklar, yanma folikülleri, açık yaralar, sıynıklar, ameliyatlar, herpes simplex, yaralar ve hematomlar varsa.
- Bağışıklık sistemi bozukluğunuz varsa (HIV enfeksiyonu ve AIDS'de dahil olmak üzere) veya bağışıklık sistemi ilaçları kullanıyorsanız.
- Isıya olan hassasiyetinizi azaltacağı için ağrı kesicilerle birlikte.
- Hamileyseniz veya emziriyorsanız.
- Benlerde, çillerde, damarlarda, koyu pigmentli bölgelerde, yaralarda, cilt bozuklarında doktorlara danışmadan kullanmayın. Bu, ciltle ilgili tespit edilmesi daha güç hastalıklara (cilt kanseri gibi) yol açabilen yanıklara veya cilt renginin değişmesine neden olabilir.
- Meme uçlarında ve mukoz bölgelerde.
- Yoğun bir güneş banyosundan önce ve/veya güneş yanığı cilde ya da bronzlaştırıcı kullanıldığında.
- Siğillerde, dövmelemlerde veya kalıcı makyajlarda. Kullanım yanıklara veya cilt renginin değişmesine sebep olabilir.

- Uzun süreli deodorant kullanıldığında. Kullanım deri reaksiyonlarına neden olabilir.
- Silikon implantı, Implanon gebelik önleyici implant, kalp atışını ayarlayan cihaz, deri altı enjeksiyon portu (insülin boşaltıcı) veya piercing gibi yapay nesnelere yakınında.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

Şarj etme

Cihazı ilk kez kullanmadan önce ve piller boş iken, pilleri tam olarak şarj edin. Pillerin tam olarak şarj olması 4 saate kadar sürebilir. Cihazı kullanırken şarj ışığı turuncu renkte yanıyor ise cihazı şarj edin. Şarj ışığı yandığında en az 30 çakma yapabilecek kadar kapasite vardır. Tamamen şarj olmuş piller yaklaşık 15 dakikalık kablosuz kullanım zamanına karşılık gelecek şekilde, yoğunluk 5'te en az 160 çakma sağlar. Gerçek çakma sayısı seçilen ışık yoğunluğuna bağlı olarak değişir (bkz. 'Cihazın kullanıma hazırlanması' bölümündeki 'Farklı ışık yoğunluklarında verimlilik' kısmı). Cihazı uzun süre kullanmasanız bile, pilleri her 3-4 ayda bir tamamen şarj edin.

1 Cihazı kapatın.

2 Küçük fişi cihaza ve adaptörü de duvardaki prize takın.

- Cihazın şarj olduğunu göstermek için şarj ışığı yeşil renkte yanıp söner.
- Piller tamamen şarj olduğunda, şarj lambası sürekli yeşil renkte yanar.

Dikkat: Şarj olurken cihazın ve adaptörün kesinlikle üstünü örtmeyin.

Dikkat: Cihaz şarj sırasında kullanılamaz.

Dikkat: Şarj sırasında adaptör ısınır. Bu durum normaldir.

3 Şarj ettikten sonra, adaptörü prizden çıkarın ve küçük fişi cihazdan çekin.

Cihazın kullanıma hazırlanması

Optimal sonuçlar ve en yüksek verimlilik için, cihazı kullanmak istediğiniz bölgeleri aşağıda belirtilen şekilde hazırlayın.

1 Almak istediğiniz bölgeleri tüy uzaması görüldüğü sürece tıraş edin.

Tüyleri hiç bir zaman ağda, epilasyon, cımbız ve depilasyon ürünleriyle almayın. Bu yöntemler tüylerin kökten uzamasına sebep olarak foto epilasyon uygulamasına zarar verirler. Bu durumda, ışık kök tarafından başarılı bir biçimde emilemez ve tüyler yeniden uzar.

Dikkat: Işık enerjisinin tüy köküne en etkin şekilde yönlendirilmesini sağlamak için tüylerin tıraş edilmesi gerekir. Ayrıca uygulama bölgesindeki görünür tüyler ışık tarafından yakılabilir ve bu nedenle kötü bir koku çıkabilir. Genellikle bu zararsızdır ancak cihaz kullanıldığında canınız biraz yanabilir.

- 2** Cildinizi temizleyin ve tamamen kuru ve yağlardan arındırılmış (örn. deodorantlar, losyonlar, parfümler, bronzlaşma kremleri ve güneş kremleri) olduğundan emin olun.

Dikkat: Tıraş işlemi, yaralar veya doku bozukluklarına neden olursa, cilt hassaslaşabilir. Bu durumda, ışık uygulaması biraz daha hissedilebilir ve bazen rahatsız edici olabilir.

Dikkat: Genellikle bir kaç seanstan tüyler uzamayacak ve cihazı kullanmadan uygulama bölgesini cihazı kullanmadan önce tıraş etmeniz gerekmez.

İpucu: Tıraş işlemi deride tahrişe neden oluyorsa, mümkün olan en kısa tüyleri düzeltmek için düzeltici kullanabilirsiniz. Bu durumda, ışık uygulaması biraz daha hissedilebilir ve bazen bir miktar rahatsız edici olabilir.

İşık yoğunluğunun ayarlanması

İşık yoğunluğunu cilt ve vücut tüylerinizin rengine ve kendinizi rahat hissettiğiniz seviyeye ayarlamalısınız.

Önerilen ışık yoğunluklarının bulunduğu aşağıdaki tablo doğru ışık yoğunluğunu seçmenize yardımcı olacaktır:

- 1** Cilt ve vücut tüylerinizin rengi için en doğru ışık yoğunluğunu ve bu yöntemin sizin için uygun olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki tabloya danışın (uygun olmayan durumlar tabloda x ile gösterilmiştir).

Dikkat: Daha koyu cilt rengine sahip kişiler ciltlerinin daha fazla ışık emmesi nedeniyle daha büyük tahriş riski altındadır. Bu nedenle, cilt rengi koyu olan kişiler için daha düşük yoğunluklar önerilmektedir.

- 2** Uygulama yapmak istediğiniz her bir bölge için ciltte rahatsızlık yaratmayacak şekilde en yüksek değerleri belirten önerilen aralıklar arasında uygun bir yoğunluk seçin.

Kullandığınız ışık yoğunluğu cildinizde ılık veya sıcak bir his oluşturabilir ancak asla rahatsız edici olmamalıdır.

Dikkat: Her seanstan önce, cihazın doğru yoğunluğa ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

Önerilen ışık yoğunlukları (1-5)

Cilt renkleri ve özellikleri :	Beyaz (her zaman güneş yanığı olur, bronzlaşma olmaz)	Bej (ko-layca güneş yanığı olur, az bronzlaşır)	Açık kahverengi (bazen güneş yanığı olur, iyi bronzlaşma olur)	Orta kahverengi (nadiren güneş yanığı olur, hızlı ve iyi bronzlaşma olur)	Koyu kah-verengi (nadiren güneş yanığı olur, çok iyi bronzlaşma olur)	Siyah (nadiren güneş yanığı olur - güneş yanığı olmaz , çok koyu bronzlaşma olur)	
Vücut tüyü rengi:	beyaz/gri	x	x	x	x	x	x
	kızıl	x	x	x	x	x	x
	açık sarı	x	x	x	x	x	x

Cilt renkleri ve özellikleri :	Beyaz (her zaman güneş yanığı olur; bronzlaşma olmaz)	Bej (ko-layca güneş yanığı olur; az bronzlaşır)	Açık kahverengi (bazen güneş yanığı olur, iyi bronzlaşma olur)	Orta kahverengi (nadiren güneş yanığı olur, hızlı ve iyi bronzlaşma olur)	Koyu kahverengi (nadiren güneş yanığı olur, çok iyi bronzlaşma olur)	Siyah (nadiren güneş yanığı olur - güneş yanığı olmaz, çok koyu bronzlaşma olur)
sarı	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	×
koyu sarı/açık kahverengi	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	×
kahverengi	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	×
koyu kahverengi	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	×
siyah	4/5	4/5	4/5	3/4/5	1/2/3/4	×

×, cihazın kullanıma uygun olmadığını gösterir.

Dikkat: Daha yüksek cilt tahrişi riski taşıdığından, cihaz, siyah renge yakın ciltler için uygun değildir.

Dikkat: Tüy içindeki düşük melanin konsantrasyonu çok yetersiz tüy alma etkinliği ortada çıkardığından, cihaz, açık sarı, kırmızı, gri ve beyaz vücut tüylerine sahip insanlar için uygun değildir.

Dikkat: Yüksek ışık yoğunluğunda bu yöntem daha etkilidir fakat daha fazla hissedilebilir.

Farklı ışık yoğunluklarında etkinlik






Işık yoğunluğu	Etkinlik	Çakma sayısı
5	*****	160
4	****	190
3	***	250
2	**	350
1	*	520

* etkinlik seviyesini gösterir

Dikkat: Bu tablo her bir ışık yoğunluğunda cihazın yapabileceği çakma sayısı ve bu yoğunlukla ilgili beklenen etkinliği gösterir. Lütfen cilt ve vücut tüyü rengine uygun yoğunluğu kullanın.

Cihazın kullanımı

Kullandığınız ışık yoğunluğu cildinizde ılık veya sıcak bir his oluşturabilir ancak asla rahatsız edici olmamalıdır.



Bu cihaz kadınların boyun bölgesinden aşağıdaki vücut tüylerinin alınması için belirtilen bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır: koltuk altları, bikini bölgesi ve bacaklar.

Dikkat: Cihazı kullanmadan önce uygulama yapmak istediğiniz bölgeyi tıraş edin (bkz. bölüm 'Cihazın kullanıma hazırlanması').

İpucu: Uygulama yapmak için en uygun zaman gece yatmadan önce saatlerdir. Bu gece boyunca oluşabilecek cilt reaksiyonlarını azaltır.

1 Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın.

► Cihazın varsayılan yoğunluk ayarı 1'de çalıştığını göstermek için yoğunluk ışığı 1 otomatik olarak yanar.

Dikkat: Açma/kapama anahtarına yeniden basarak cihazı istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

Dikkat: Cihazın kullanım sırasında ısınması normaldir.

2 Yoğunluğu artırmak için ▲ düğmesine basın. Yoğunluğu azaltmak için, ▼ düğmesine basın.


► Düğmeye her bastığınızda, ilgili yoğunluk ışığı çakmaya başlar. Bu bir kaç saniye sürer.

3 Cihazı çıkarılabilir pencere ve güvenlik halkası cildinize temas edecek şekilde dik olarak yerleştirin.

İpucu: Cihazı ilk kez kullandığınızda, ışık tabanlı yöntemle alışmak için cihazı başka bir bölgenizde örneğin kalçanızda deneyin. Önerilen en düşük yoğunlukla başlayın ve önerilen en yüksek yoğunluğa ulaşana kadar artırın. Bu test cildinizin ışığa ne kadar hassas olduğunu gösterecektir. Cildinizin testten sonraki 20 dakika içerisinde herhangi bir reaksiyon gösterip göstermediğini kontrol edin. Eğer reaksiyon meydana gelirse, uygulama yapılacak bölgeler için daha düşük bir yoğunluk kullanın.


4 Güvenlik halkasını cildinize bir miktar baskı yapacak şekilde tamamen bastırın.

Dikkat: Güvenlik halkası beraberce cihazın güvenlik sistemini oluşturan kontak anahtarlarına sahiptir. Bu güvenlik halkası cihazın cilt teması olmadan istemsiz çakmalarını önler.




- Güvenlik halkasının bütün kontak anahtarları cihazın içine itildiğinde, cihazın arka tarafındaki 'çakmaya hazır' ışığı yanar. Bu birkaç saniye sürer. 'Çakmaya hazır' ışığı yandığında, cihaz bir çakma göndermeye hazırdır.

İpucu: Daha kolay kullanım için, cildinizin uygulama yapmak istediğiniz bölgesini gerginleştirin. Daha yumuşak bir cilde sahip olan bölgelerde, bütün kontak anahtarlarının itilmesi için cihaza bir miktar daha fazla baskı uygulamamız gerekebilir.



- 5 Bir çakma göndermek için çakma düğmesine basın. Cihaz bir çakma gönderdikten sonra çakma düğmesini bırakın.
- 6 Bir sonraki çakma için, 3, 4 ve 5. adımları tekrarlayın. Bu birkaç saniye sürer.

Cihazı cildinizden kaldırmadan aynı bölgeye asla iki çakma uygulamayın. Bu aşırı ısınmayı engeller ve cildinizi olası yanmalara karşı korur.



- 7 Uygulama sırasında herhangi bir bölgeyi atlamamak için, cihazı cildinize yerleştirdiğinizde, önceden uygulama yapılmış bölgelerin üstüne geldiğinden emin olun. Etkin ışık sadece ışık çıkış penceresinden gelir. Çakmaların birbirine yakın uygulandığından emin olun.
- 8 Seansı bitirdikten sonra cihazı kapatın.

Dikkat: Cihaz açıldığında ışık çıkış penceresinden gelen ışığa doğrudan bakmayın.

Dikkat: Cihaz tarafından üretilen ışık çakmanın cildiniz üzerindeki yansımaları ve gözleriniz için zararsızdır. Kullanım sırasında gözlük kullanılmasına gerek yoktur.

Seans için talimatlar

Önerilen çakma sayısı ve seans süresi

Bölge	Yaklaşık çakma sayısı	Yaklaşık seans süresi
Koltuk altları	Her bir koltuk altı başına 25	Her bir koltuk altı başına 3 dakika
Bikini çizgisi	Her bir çizgi için 25	Her bir çizgi başına 3 dakika
Tüm bikini bölgesi	Tüm bölge için 90	10 dakika
Bir diz altı	160-190	15 dakika
Bir tam bacak	320-380	30 dakika

Dikkat: Tamamen şarj olmuş piller, yaklaşık 15 dakika çalışma süresine karşılık gelen yoğunluk 5'te en az 160 çakma sağlar.

Optimal sonuçlar nasıl elde edilir

Sadece anajen aşamadaki tüyler ışığa karşı hassas olduklarından, optimal sonuçlara tek seansta ulaşılmaz. Seans sırasında, uygulama bölgesindeki

tüyler genellikle büyüme döngüsünün farklı aşamalarında. Bütün tüyler için başarılı bir uygulama sağlamak ve tüy kökünün yeniden etkin hale gelmesini engellemek için seansların iki haftada bir tekrarlanması gerekir. Bu seans sıklığını korumanızı öneririz. Seans sıklığı değiştirilirse optimal sonuçlara ulaşamaz. Klinik araştırmalar optimal uygulama sıklığının iki haftada bir olduğunu göstermektedir.

Seans sonrası

Seans sonrasında aşağıdakiler meydana gelebilir:

- Cildinizde bir miktar kızarma ve/veya kanıncalanma, ürperme ve sıcaklık hissi oluşabilir. Bu reaksiyon zararsızdır ve hızlı bir biçimde kaybolur.
- Reaksiyon güneş yanığına benzer ve uygulama yapılan bölgede kısa bir süre için ortaya çıkabilir.
- Tıraş ve ışık uygulaması cildinizi kurutabileceğinden, cildiniz kuru görünebilir.
- Cihazı sıklıkla kullanmanıza rağmen bir miktar tüy büyümesi gözlenebilir. Bunun nedeni tüylerin büyüme döngülerinin farklı aşamalarında olmalarıdır. Yeniden uzayan tüyler daha yumuşak ve ince olacaktır.

Aşağıdaki durumlar ortaya çıkarsa:

- Uygulamanın neden olduğu tahriş üç gün içinde geçmezse doktorunuza danışın (bkz. 'Önemli' bölümü, 'Dikkat' kısmı).
- Bir sonraki seanstan önce cildinizdeki tahrişin tamamen geçmesini bekleyin. Cildiniz için çok yüksek bir yoğunluk uygulamış olabilirsiniz. Bir sonraki seansta daha düşük bir yoğunluk uygulayın.
- Seanstan hemen sonra uygun koruma olmadan yoğun şekilde güneşlenmeyin veya bronzlaşmayın. Seanstan sonra güneşlenmek istiyorsanız, uygulama bölgelerine güneş koruyucu sürün.
- Seanstan sonraki 48 saat içinde klorlu suda yüzmeyin. Suyun içindeki klor kaşınmaya neden olabilir.
- Seanstan hemen sonra uygulama bölgelerine herhangi bir kozmetik ürün kullanmayın.

Temizlik ve bakım



Cihazı ya da parçalarını musluk altında veya bulaşık makinesinde yıkamayın.

Cihazı temizlemek için ovalama bezleri, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya zarar verici sıvılar kullanmayın.

Filtre camını veya çıkarılabilir pencerenin iç kısmındaki metali yüzeyi asla çizmeyin.


Dikkat: Güvenlik halkasının kontak anahtarlarının tozla tıkanmasını engellediğinizden emin olun.

Dikkat: Filtre camı veya çıkarılabilir pencere temizlenemez hale geldiğinde cihazı kullanmayı kesin.

Optimal sonuçlara ulaşmak ve cihazın daha uzun ömürlü olması için, cihazı her kullanımdan sonra temizleyin.

1 Cihazı kapatın, prizden çekin ve soğumaya bırakın.

Dikkat: Filtre camı kullanım sırasında ısınır. Filtre camını temizlemeden önce soğuduğundan emin olun.



2 Çıkarılabilir pencereyi çıkarmak için, parmaklarınızı muhafaza üzerindeki yuvalara yerleştirin ve çıkarılabilir pencereyi cihazdan çekerek çıkarın.

3 Aşağıda belirtilen parçaları temizlemek için cihazlar birlikte verilen kuru ve yumuşak bezi kullanın:

- filtre camının yüzeyi
- çıkarılabilir pencerenin dış yüzeyi
- Çıkarılabilir pencerenin içindeki metalik çerçeve
- cihazın muhafazası (gerekirse)

Dikkat: Gerekirse bezi bir kaç damla suyla ıslatın.

Saklama


1 Cihazı kapatın, prizden çekin ve soğumaya bırakın.

2 Saklamadan önce, cihazı temizleyin.

3 Cihazı birlikte verilen kılıfa yerleştirin.

4 Cihazı kuru bir yerde ve 0°C - 60°C sıcaklıklar arasında saklayın.

Çevre





- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.
- Dahili şarj edilebilir piller; çevreyi kirletebilecek maddeler içermektedir. Cihazı atmadan ya da resmi toplama noktasına teslim etmeden önce mutlaka pilleri çıkarın. Pilleri, piller için resmi toplama noktasına teslim edin. Pilleri çıkarmakta güçlük çekiyorsanız, cihazı bir Philips servis merkezine de verebilirsiniz. Bu merkezin personeli pilleri sizin için çıkaracak ve atık işlemleri çevreye zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirecektir.


Şarj edilebilir pillerin çıkarılması

Şarj edilebilir pilleri ancak tamamen boşaldıktan sonra yerinden çıkartın.


1 Cihaza bir iğne veya başka bir ince uçlu nesne sokun ve tutma kolunun kapağını çekerek çıkarın.

2 İki vidayı çıkarın.







3 Tutma kolunun alt kısmını çıkarın ve cihazın alt kısmını bağlayan iki kabloyu kesin.



4 Pil konektörlerini pil terminallerinden çekerek çıkarın.



5 Cihazı sallayarak şarj edilebilir pilleri dışarı çıkarın.



6 Şarj edilebilir pilleri cihaza bağlayan iki kabloyu kesin.

Garanti ve servis

Servis almaya ya da bilgiye ihtiyacınızı varsa veya bir sorunuzun varsa lütfen www.philips.com/satinlux adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya 00800-SATINLUX (72846589) numaralı telefonu arayın.

Parçaların değiştirilmesi

Aşağıdaki yedek parçalar bulunmaktadır:

- Çıkanlabılır pencere
- Adaptör
- Kılıf

Teknik spesifikasyonlar

Model SC2000

Anma gerilimi	100V-240V
Anma frekansı	50Hz-60Hz
Anma girişi	7,5W
Elektrik şokuna karşı koruma	Sınıf II 
Koruma oranı	IP 30 (EN 60529)
Çalışma koşulları	Sıcaklık: +15° - +35°C Bağıl nem: %25 - %75
Depolama koşulları	Sıcaklık: 0° - +60°C Bağıl nem: %5 - %95
Yoğun darbeli ışık lambası	Spektrum: > 570 nm
Lityum iyon pil	2 x 3.7 Volt 1100 mAh

Sorun giderme


Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşılabileceğiniz sorunları özetlemektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız, bulunduğunuz ülkedeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun. Daha fazla bilgi için bu kullanım kılavuzunun arkasındaki telefon numarasını arayın veya adresindeki www.philips.com/satinlux İnternet sitemizi ziyaret edin.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Şarj edilebilir piller bitmiştir.	Cihazı şarj edin (bkz. bölüm 'Şarj etme').
	Cihaz bozuktur.	Ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
Cihaz aniden kapanıyor.	Şarj edilebilir piller bitmiştir.	Cihazı şarj edin (bkz. bölüm 'Şarj etme').
Adaptör şarj sırasında ısınır.	Bu durum normaldir.	Herhangi bir şey yapılması gerekmemektedir.
Küçük fişi cihazın soketine taktığımda şarj ışığı yanmıyor.	Adaptör prize takılmamıştır.	Küçük fişi cihaz soketine ve adaptörü de duvardaki prize takın.
		Prizin çalışıp çalışmadığını anlamak için prize başka bir cihaz takın.

Sorun	Nedeni	Çözüm
		Cihaz hala şarj olmuyorsa, ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
	Adaptör duvar prizine ve/veya küçük fiş cihaz soketine düzgün şekilde yerleştirilmemiştir.	Adaptörün duvar prizine ve/veya küçük fiş cihaz soketine düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
	Cihaz bozuktur.	Ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
Cihazı açtım fakat ışık yoğunluğunu artıramıyor veya azaltamıyorum.	Cihazın sıfırlanması gerekmektedir.	Cihazı sıfırlamak için , cihazı kapatın ve yeniden açın. Işık yoğunluğunu hala ayarlayamıyorsanız, ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
Cihazı cildimin üzerine yerleştirdiğimde 'çakmaya hazır' ışığı yanmıyor.	Güvenlik halkalı çıkarılabilir pencereyi cildinizin üzerine doğru bir şekilde yerleştirmediniz.	Cihazı bütün kontak anahtarları cildinize temas edecek şekilde dik olarak yerleştirin. Ardından 'çakmaya hazır' ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin ve çakma düğmesine basın.
		Çalışmıyorsa , cihazı cildinizle kolay temas edebileceği kolunuzun alt kısmı gibi bir bölgeye yerleştirin. Ardından 'çakmaya hazır' ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. 'Çakmaya hazır' ışığı cihazı cildinizin üzerine yerleştirdiğinizde bile yanmıyorsa ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
	Güvenlik halkası kirlenmiştir.	Güvenlik halkasını dikkatlice temizleyin. Güvenlik halkasını doğru bir şekilde temizleyemiyorsanız çakma ekranını değiştirmesi için ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
Çıkarılabilir pencereyi cildime temas ettirdiğimde 'çakmaya hazır' ışığı yanmıyor ama soğutma fanı çalışıyor.	Aşırı ısınma koruması etkin hale getirilmiştir.	Aşırı ısınma koruması etkin hale getirildiğinde fan hala çalışır. Cihazı kapatmayın ve kullanmaya devam etmeden önce yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın. Cihazı cildinize yerleştirdiğinizde 'çakmaya hazır' ışığı hala yanmıyorsa, ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
'Çakmaya hazır' ışığı yeşil yanıyor fakat çakma düğmesine bastığımda cihaz çakma göndermiyor.	Cihazın sıfırlanması gerekmektedir.	Cihazı sıfırlamak için, cihazı kapatın ve yeniden açın. 'Çakmaya hazır' ışığı yeşil yandığı halde, çakma düğmesine basıldığında hala çakma göndermiyorsa, ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
Cihaz kullanım sırasında ısınır.	Bu durum normaldir.	Herhangi bir şey yapılması gerekmemektedir.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Cihazı açtığımda ışık yoğunluğu 1'i göstermiyor.	Cihazın sıfırlanması gerekmektedir.	Cihazı sıfırlamak için, cihazı kapatın ve yeniden açın. Cihaz hala ışık yoğunluğu 12i göstermiyorsa, ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
Cihazdan garip bir koku geliyor.	Çıkanlabilir pencere kirlenmiştir.	Çıkanlabilir pencereyi dikkatlice temizleyin. Çıkanlabilir pencereyi doğru bir şekilde temizleyemiyorsanız değiştirilmesi için ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
	Uygulama yapılacak bölge düzgün bir biçimde tıraş edilmemiştir.	Seans uygulanacak bölgede tüyler bulunuyorsa, cihazı kullandığınızda bu tüyler yanabilir. Bu nedenle, garip bir koku duyabilirsiniz. Cihazı kullanmadan önce uygulama yapılacak bölgeyi düzgün biçimde tıraş edin.
Uygulamayı normale göre daha fazla hissediyorum.	Çok yüksek bir ışık yoğunluğu kullanıyorsunuz.	Doğru ışık yoğunluğunu seçip seçmediğinizi kontrol edin. Gerekirse, daha düşük bir ışık yoğunluğu seçin.
	Seans uygulanacak bölgeleri tıraş edilmemiştir.	Cihazı kullanmadan önce uygulama yapılacak bölgeyi mutlaka tıraş edin.
	Cihaz bozuktur.	Ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
	Cihaz tozlu bir ortamda saklanmıştır.	Bir kaç çakmadan sonra garip bir koku geliyor.
	Işık çıkış penceresindeki filtre camı bozulmuştur.	Işık çıkış penceresindeki filtre camı bozulmuşsa cihazı daha fazla kullanmayın. Ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
Cihazı kullandığımda dayanılmaz bir acı hissediyorum.	Seans uygulanacak bölgeleri tıraş edilmemiştir.	Cihazı kullanmadan önce uygulama yapılacak bölgeyi mutlaka tıraş edin.
	Cihazı kullanılması uygun olmayan bir bölge için kullanıyorsunuz.	Cihazı sadece bacaklar, koltuk altları ve bikini bölgesi için kullanın.
	Çok yüksek bir ışık yoğunluğu kullanıyorsunuz.	Işık yoğunluğunu kendiniz için uygun bir seviyeye azaltın. Bkz. 'Cihazın kullanıma hazırlanması' bölümü, 'Işık yoğunluğunun ayarlanması' kısmı.
	Işık çıkış penceresindeki filtre camı bozulmuştur.	Işık çıkış penceresindeki filtre camı bozulmuşsa cihazı daha fazla kullanmayın. Ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.

Sorun	Nedeni	Çözüm
	Cihaz tüy ve deri renginiz için uygun değildir.	Vücut tüyleriniz açık sarı, kırmızı, gri veya beyazsa cihazı kullanmayın. Çok koyu bir cilt rengine sahipseniz cihazı kullanmayın.
Seans uygulanan bölgelerde uygulama sonrasında kızıyor.	Bir miktar kızamıklık olması normaldir ve hızlı bir şekilde kaybolur.	Herhangi bir şey yapılması gerekmemektedir.
Seans sonrası cilt reaksiyonu uzun sürüyor.	Çok yüksek bir ışık yoğunluğu kullanıyorsunuz.	Bir sonraki uygulamada daha düşük bir ışık yoğunluğu seçin. Bkz. 'Cihazın kullanıma hazırlanması' bölümü, 'Işık yoğunluğunun ayarlanması' kısmı.
		Cilt reaksiyonu 3 günden fazla sürerse doktorunuza iletişim kurun.
Tüy azaltma sonuçları memnun edici değil.	Çok düşük bir ışık yoğunluğu kullanıyorsunuz.	Bir sonraki uygulamada daha yüksek bir ışık yoğunluğu seçin.
	Cihazın yeterli miktarda çakma uygulamasına izin vermiyorsunuz.	Cihazın yeterli miktarda çakma uygulamasına izin verdiğinizden emin olun. Bkz. 'Cihazın kullanıma hazırlanması' bölümü, 'Işık yoğunluğunun ayarlanması' kısmı.
	Cihazı kullandığınızda yeterince üst üste uygulama yapmıyorsunuz.	Optimal tüy alma sonuçlarına ulaşmak için, cihazı kullanırken üst üste uygulamalar yapmalısınız. Bkz. 'Cihazın kullanılması', adım 7.
	Cihazı yeterince sık kullanmıyorsunuz.	Cihazı her 2 haftada bir kullanın.
	Cihaz tüy ve deri renginiz için uygun değildir.	Vücut tüyleriniz açık sarı, kırmızı, gri veya beyazsa cihazı kullanmayın. Çok koyu bir cilt rengine sahipseniz cihazı kullanmayın.
Uygulama bölgesindeki bazı noktalarda tüy uzaması devam ediyor.	Cihazı kullandığınızda yeterince üst üste uygulama yapmıyorsunuz.	Optimal tüy alma sonuçlarına ulaşmak için, cihazı kullanırken üst üste uygulamalar yapmalısınız. Bkz. 'Cihazın kullanılması'.
	Tüyler doğal büyüme dengesinin bir parçası olarak uzamaya başlar.	Tüylerin yeniden uzamaya başlaması doğal büyüme döngüsünün bir parçasıdır. Tüyler yeniden uzar fakat daha yumuşak ve ince olacaktırlar.



- EN** For an optimum experience, register your product at www.philips.com/satinlux or call 00800-SATINLUX (72846589) for support.
- DA** For at få den optimale oplevelse skal du registrere dit produkt på www.philips.com/satinlux eller ringe til 00800-SATINLUX (72846589) for at få support.
- EL** Για βέλτιστη εμπειρία, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/satinlux ή καλέστε τον αριθμό 00800-SATINLUX (72846589) για υποστήριξη.
- FI** Optimoii käyttökokemus ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/satinlux tai soita tuen numeroon 00800-SATINLUX (72846589)
- NO** For en optimal opplevelse bør du registrere produktet på www.philips.com/satinlux eller ringe 00800-SATINLUX (72846589) for støtte.
- SV** För att få den bästa upplevelsen kan du registrera din produkt på www.philips.com/satinlux eller ringa 00800-SATINLUX (72846589) för support.
- TR** Optimum deneyim için, ürününüzü www.philips.com/satinlux adresinde kaydettirin veya destek için 00800-SATINLUX (72846589) numaralı telefonu arayın

