


A woman with long brown hair is lying on her side on a white bedsheet. She is wearing white lace-trimmed underwear and is smiling at the camera. Her head is propped up on her hand. The background is a soft, light blue.



Snelstartgids

PHILIPS
sense and simplicity



Algemene beschrijving

- A** Lichtvenster met geïntegreerd UV-filter
- B** Opzetstukken
 - 1 - Lichaamsopzetstuk (geschikt voor alle lichaamsdelen onder de hals)
 - 2 - Precisieopzetstuk (geschikt voor alle lichaamsdelen, inclusief bovenlip, kin en bakkebaarden)
- C** Metalen lijst in het opzetstuk
- D** Veiligheidssysteem (veiligheidsring met contactschakelaars)
- E** Flitsknop
- F** Intensiteitslampjes (1-5)
- G** ▲ Knop voor verhogen van intensiteit
- H** ▼ Knop voor verlagen van intensiteit
- I** Oplaadlampje met 'bijna leeg'-indicatie
- J** Aan/uitknop
- K** 'Klaar om te flitsen'-lampje
- L** Apparaataansluiting
- M** Ventilatieopeningen



Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Ontharen met behulp van licht is een van de doeltreffendste methoden om ongewenst lichaamshaar met langdurig resultaat te behandelen. U kunt deze innovatieve, op licht gebaseerde technologie voor het voorkomen van terugkerende haargroei nu op comfortabele wijze en op elk gewenst moment in de beslotenheid van uw eigen woning gebruiken. Philips Lumea Precision maakt de behandeling van ongewenst haar over het hele lichaam, inclusief het gezicht (bovenlip, kin en wangen) mogelijk, met behulp van twee speciale opzetstukken.

Het Philips Lumea Precision-ontharingssysteem stuurt zachte lichtpulsen naar het haar en de haarwortels onder de huid. Hierdoor vallen de haartjes op natuurlijke wijze binnen 2 weken uit en wordt de haargroei geremd.

Lees meer over het Philips Lumea Precision IPL-ontharingssysteem en registreer uw product op www.philips.com/Lumea.

Voor gebruik

1 Let op!

Dit apparaat is niet voor iedereen geschikt. Deze snelstartgids vervangt de gebruiksaanwijzing niet. **Lees voordat u het Philips Lumea Precision-ontharingssysteem voor het eerst gebruikt de gebruiksaanwijzing aandachtig door** om er zeker van te zijn dat het Philips Lumea Precision-ontharingssysteem geschikt voor u is en u het apparaat veilig kunt gebruiken.

2 Tabel met aanbevolen lichtintensiteiten:

Raadpleeg de onderstaande tabel om vast te stellen welke lichtintensiteiten het geschiktst zijn voor uw huidskleur en de kleur van uw lichaamsharen en om te controleren of deze methode geschikt voor u is. De methode is doeltreffender bij hogere intensiteiten, maar u moet de lichtintensiteit verlagen als u pijn of ongemak ervaart. De lichtpuls kan warm of heet aanvoelen op de huid, maar mag nooit pijnlijk zijn.

3 Raadpleeg 'contra-indicaties' in de gebruiksaanwijzing; bepaalde medicijnen en aandoeningen kunnen tot ongunstige reacties leiden wanneer u het apparaat gebruikt.





Opmerking - Alle

bruiningsmethoden kunnen de veiligheid van de behandeling beïnvloeden. Wacht na het zonnen ten minste 48 uur voordat u het apparaat gebruikt. Gebruik de Philips Lumea Precision niet op verbrande lichaamsdelen. Raadpleeg 'Bruiningsadvies' in de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.



Aanbevolen lichtintensiteit (1-5)

		Kenmerken en kleur van uw huidtype					
		Wit	Beige	Lichtbruin	Middelbruin	Donkerbruin	Zeer donkerbruin en donkerder
X In bovenstaande tabel betekent 'x' dat het apparaat niet geschikt voor u is.							
Haarkleur	Wit / grijs	x	x	x	x	x	x
	Rood	x	x	x	x	x	x
	Lichtblond	x	x	x	x	x	x
	Donkerblond	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
	Bruin	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
	Donkerbruin	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
	Zwart	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x



Klaarmaken voor gebruik

- 1 Laad het apparaat op.
- 2 Scheer de gebieden die u wilt behandelen.
- 3 Voer een huidtest uit: kies een gebied dicht bij het te behandelen gebied. Geef één flits af op de laagste aanbevolen intensiteit voor uw huidskleur (zie stap 4-7 hieronder). Verhoog de stand steeds met één niveau binnen het aanbevolen bereik. Wacht na het testen 24 uur en controleer of de huid reageert. Als er huidreacties zijn, kies dan de hoogste stand die geen huidreacties veroorzaakte.



Het apparaat gebruiken

- 1 Controleer of er vuil, haren of vezels op de opzetstukken of het lichtvenster zitten. Als deze vuil zijn, maak deze dan schoon met de bijgeleverde doek.



- 2 Het juiste opzetstuk kiezen

> Lichaamsopzetstuk

Het lichaamsopzetstuk kan worden gebruikt om ongewenst lichaamshaar op alle lichaamsdelen onder de hals te behandelen (zie voor uitzonderingen 'Contra-indicaties' in hoofdstuk 'Belangrijk'). Gebruik het lichaamsopzetstuk niet op het gezicht.


> Precisieopzetstuk

Het precisieopzetstuk omvat een extra geïntegreerd lichtfilter en kan worden gebruikt om ongewenst gezichtshaar op de bovenlip, kin en wangen te behandelen. Het kan ook op andere gevoelige gebieden op het lichaam worden gebruikt, zoals oksels en bikinilijn of moeilijk bereikbare gebieden.




- 3 Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.


- 4 Druk op de knop voor het verlagen/verhogen van de intensiteit om de intensiteit te wijzigen (van 1 tot 5).




- 5 Plaats het apparaat loodrecht op de huid zodat het opzetstuk en de veiligheidsring in contact zijn met de huid.




- 6 Druk de veiligheidsring met enige druk volledig op de huid. Wanneer alle contactschakelaars van het apparaat contact hebben met de huid, brandt het 'klaar om te flitsen'-lampje aan de achterzijde van het apparaat groen.



- 7 Druk op de flitsknop om een flits af te geven. Laat de flitsknop los nadat het apparaat heeft geflitst. Herhaal stap 5, 6 en 7 voor de volgende flits. Geef niet meer dan één flits op dezelfde plek af. Zorg ervoor dat u het apparaat van de huid haalt voordat u weer een flits afgeeft.




- 8 Zorg dat er een overlap met een vorig behandeld gebied is wanneer u het apparaat op de huid plaatst om te voorkomen dat bepaalde gebieden niet worden behandeld.
- 9 Schakel het apparaat uit nadat u de behandeling hebt voltooid.
- 10 Als er vuil op het opzetstuk en/of het lichtvenster zit, maak dit dan schoon voordat u het apparaat in de opbergtas opbergt. Bevochtig indien nodig de bijgeleverde doek met water of alcohol met een hoog percentage als u wilt gaan schoonmaken. Zie hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud' in de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.





Na de behandeling

Wacht ten minste 24 uur of totdat de roodheid volledig is verdwenen voordat u de behandelde delen van de huid blootstelt aan de zon. Bedek de behandelde delen van de huid als u in de zon komt of gebruik een sunblock (beschermingsfactor 30+) in de twee weken die volgen op de behandeling.



Optimale resultaten behalen

Om alle haren te verwijderen en te voorkomen dat het haarzakje weer actief wordt, moeten de behandelingen de eerste twee maanden om de twee weken worden herhaald (vaker behandelen leidt niet tot snellere of betere resultaten).



Uw huid zal tegen die tijd glad en haarvrij moeten zijn. Om er voor te zorgen dat uw huid glad en haarvrij blijft, herhaalt u de behandeling om de vier tot zes weken. De tijd tussen behandelingen kan, afhankelijk van uw individuele haargroei en het behandelde lichaamsdeel, variëren. Als er te veel haren teruggroeien tussen de behandelingen, verkort dan gewoon de tijd tussen de behandelingen.

Voor een doeltreffende behandeling scheert u het gebied voorafgaand aan het gebruik van het apparaat zolang er nog haren teruggroeien. Dit is slechts de eerste paar behandelingen het geval.

Gemiddelde behandelingstijd en aanbevolen opzetstuk per lichaamsdeel:

Gebied	Geschatte behandelingstijd	Aanbevolen opzetstuk
Bovenlip / kin / wangen	1 minuut	Precisieopzetstuk
Oksels	1,5 minuut per oksel	Lichaams-/precisieopzetstuk
Bikinilijn	1,5 minuut per bikinilijn	Lichaams-/precisieopzetstuk
Gehele bikinilijn	5 minuten	Lichaams-/precisieopzetstuk
Eén onderbeen	12 minuten	Lichaamsopzetstuk
Eén geheel been	20 minuten	Lichaamsopzetstuk

Behandeloverzicht
Vul dit schema zelf in, en weet exact wanneer je de
behandeling kunt herhalen

Behandelingsnr.	Datum	Lichaamsdeel	Gebruikte stand	Datum volgende behandeling	Opmerkingen





©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Document order number: 4203 000 6817.1