


A woman with long brown hair is lying on her side on a white sheet, wearing white lace-trimmed underwear. She is smiling and looking towards the camera. The background is a light blue gradient.

Guía de Uso Rápida


PHILIPS

sense and simplicity



Descripción general


- A** Ventanilla de salida de luz con filtro UV integrado
- B** Accesorios
 - 1 - Accesorios para el cuerpo (adecuado para cualquier zona del cuerpo por debajo del cuello)
 - 2 - Accesorio de precisión (adecuado para cualquier zona del cuerpo, incluidos el labio superior, la barbilla y las patillas)
- C** Marco metálico del interior del accesorio
- D** Sistema de seguridad (anillo de seguridad con puntos de contacto)
- E** Botón de emisión de pulsos de luz
- F** Luces de intensidad (1- 5)
- G** ▲ Botón de aumento de intensidad
- H** ▼ Botón de disminución de intensidad
- I** Luz de carga e indicación de batería baja
- J** Botón de encendido/apagado
- K** Luz que indica "listo para usar"
- L** Toma del aparato
- M** Zona ventilación



Introducción

Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips

La eliminación del vello basada en la emisión de pulsos de luz es uno de los métodos más efectivos para tratar el vello corporal no deseado con los resultados más duraderos. Ahora puede usar cómodamente en casa y siempre que lo desee la innovadora tecnología de prevención del crecimiento del vello basada en luz.



Philips Lumea Precision permite el tratamiento del vello no deseado en el cuerpo entero, incluyendo la cara (labio superior; barbilla y patillas), utilizando dos accesorios especiales.

El sistema de depilación Philips Lumea Precision aplica sutiles pulsaciones de luz sobre el vello y la raíz del vello debajo de la piel. Como resultado, se inhibe su crecimiento y desaparece de forma natural en dos semanas.

Para obtener más información sobre el sistema de depilación por luz pulsada Philips Lumea Precision de Philips o registrar el producto, visite www.philips.com/Lumea.

Antes de utilizar el aparato

1 Precauciones


Este aparato no es adecuado para todo el mundo. Esta guía de configuración rápida no sustituye el manual del usuario. Antes de utilizar el sistema Philips Lumea Precision por primera vez, **lea detenidamente el manual del usuario para asegurarse de que es adecuado y seguro para usted.**

2 Tabla de intensidades de luz recomendadas:

Consulte la siguiente tabla para determinar qué intensidad de luz es la más apropiada para el color de su vello y piel, y para comprobar si este método es adecuado para usted.

El método es más eficaz a intensidades de luz más altas, pero debe reducir la intensidad si experimenta algún tipo de dolor o molestia. Puede notar un efecto de más o menos calor en la piel por el pulso de luz aplicado, pero nunca deberá ser doloroso.

3 Consulte las “contraindicaciones” en el manual del usuario. Algunas medicaciones y enfermedades pueden provocar reacciones adversas al utilizar el aparato.





Nota – Todos los tipos de bronceado pueden influir en la seguridad del tratamiento. Antes de utilizar el aparato espere a que pasen al menos 48 horas tras haber tomado el sol. No utilice Philips Lumea Precision en zonas del cuerpo quemadas por el sol. Consulte la sección “Consejos de bronceado” del manual del usuario para obtener más información.

Intensidades de luz recomendadas (1 - 5)


		Características y color de la piel					
		Blanca	Beige	Morena clara	Morena media	Morena oscura	Morena pardusca o casi negra
Color del vello	Blanco / gris	×	×	×	×	×	×
	Pelirrojo	×	×	×	×	×	×
	Rubio claro	×	×	×	×	×	×
	Rubio oscuro	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	×
	Castaño	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	×
	Castaño oscuro	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	×
	Negro	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	×

× En la tabla que aparece con anterioridad, "×" significa que el aparato no es adecuado para usted.



Preparación para su uso

- 1 Cargue el aparato
- 2 Afeite las zonas que va a tratar.
- 3 Realice una prueba de piel: Elija una zona cercana a la zona que se va a tratar. Aplique un pulso de luz (consulte los pasos 4-7 que aparecen a continuación) a la intensidad más baja recomendada para su color de piel. Aumente la intensidad en un nivel dentro del rango recomendado para su tipo de piel. Después de la prueba, espere 24 horas y compruebe si se han producido reacciones cutáneas. Si es así, de ahora en adelante elija la intensidad más alta que no provoque reacciones cutáneas.



Uso del aparato

1 Compruebe si hay vello, suciedad o fibras en los accesorios y en la ventanilla de salida de luz. Si hay suciedad, límpiela con el paño incluido.



2 Cómo escoger el accesorio correcto

> **Accesorio para el cuerpo**

El accesorio para el cuerpo puede usarse para tratar el vello corporal no deseado en todas las zonas del cuerpo por debajo del cuello (para conocer las excepciones, consulte la sección “Contraindicaciones” del capítulo “Importante”). No utilice el accesorio para el cuerpo en la cara.


> **Accesorio de precisión**

El accesorio de precisión incluye un filtro de luz integrado adicional y puede utilizarse para tratar el vello facial no deseado en el labio superior, la barbilla y las patillas. También puede utilizarse en otras zonas sensibles del cuerpo, como en las axilas y la zona del bikini o zonas de difícil acceso.




3 Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.


4 Pulse el botón de aumento/disminución de la intensidad hacia arriba o hacia abajo para cambiar la intensidad (de 1 a 5).




- 5 Coloque el aparato en un ángulo de 90° sobre la piel, de forma que el accesorio y el anillo de seguridad estén en contacto con la piel.



- 6 Presione el anillo de seguridad ligeramente para que entre en contacto con la piel. Cuando todos los puntos de contacto del aparato están en contacto con la piel, el piloto de “listo para usar” de la parte posterior del aparato se ilumina en verde.



- 7 Pulse el botón de emisión de pulsos de luz para generar un pulso. Cuando el aparato haya emitido un pulso de luz, suelte el botón. Para la siguiente pulsación, repita los pasos 5, 6 y 7. No aplique más de un pulso de luz en el mismo punto. Asegúrese de levantar el aparato de la piel antes de cada pulso de luz.




- 8 Para que no quede ninguna zona sin tratar, asegúrese siempre de abarcar parte de la zona anteriormente tratada cuando vuelva a colocar el aparato en la piel.
- 9 Apague el aparato cuando termine el tratamiento.
- 10 Si el accesorio y/o la ventanilla de salida de la luz contienen suciedad, límpiela antes de guardar el aparato en el estuche. Si es necesario, humedezca el paño suministrado con agua o alcohol con un porcentaje elevado para limpiar las piezas. Para obtener más información, consulte el capítulo “Limpieza y mantenimiento” del manual del usuario.




Después del tratamiento

Espere al menos 24 horas o hasta que todas las rojeces hayan desaparecido antes de exponer las zonas tratadas al sol. Cubra las zonas tratadas si le va a dar el sol o utilice una protección solar (SPF 30+) durante las dos semanas posteriores al tratamiento.




Cómo lograr resultados óptimos

Para eliminar todo el vello con éxito y evitar que el folículo se vuelva a activar, los tratamientos deben repetirse una vez cada dos semanas durante los primeros dos meses (el hecho de realizar los tratamientos con más frecuencia, no implica que los resultados sean más rápidos ni mejores).



Su piel ya debe estar suave y sin vello para entonces. Para asegurar que su piel permanece suave y libre de vello, simplemente repita el tratamiento cada 4-6 semanas. El tiempo entre tratamientos puede variar dependiendo del crecimiento del vello de cada persona y también puede variar de una zona del cuerpo a otra. Si ve que le crece demasiado vello durante estos intervalos, simplemente vuelva a reducir el intervalo entre los tratamientos.



Para que el tratamiento sea eficaz, afeite la zona a tratar antes de usar el aparato cuando el vello empieza a crecer, lo que normalmente sucede durante los primeros tratamientos.

Duración media del tratamiento y accesorio recomendado según la zona del cuerpo:

Zona	Duración aprox. del tratamiento	Accesorio recomendado
Labio superior / barbilla / patillas	1 minuto	Accesorio de precisión
Axilas	1,5 minutos por axila	Accesorio para el cuerpo/ accesorio de precisión
Línea del bikini / ingles	1,5 minutos por cada lado	Accesorio para el cuerpo/ accesorio de precisión
Zona completa del bikini	5 minutos	Accesorio para el cuerpo/ accesorio de precisión
Media pierna	12 minutos	Accesorio para el cuerpo
Pierna completa	20 minutos	Accesorio para el cuerpo

Controle sus pasos hacia una suavidad diaria.

Tratamiento número	Fecha	Zona del cuerpo	Fecha próximo tratamiento	Ajuste utilizado	Notas





©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Document order number: 4203 000 6811.1