



PHILIPS

QUICK START GUIDE

SC1992, SC1991

PORTUGUÊS DO BRASIL

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips!
Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site www.philips.com/lumea


Remoção de pelos com base em luz é um dos métodos mais eficazes para tratar pelos corporais indesejados com resultados duradouros. Ele é diferente dos métodos de remoção de pelos caseiros atuais, pois reduz significativamente os pelos. O Philips Lumea Essential permite o tratamento de pelos indesejados em regiões do corpo abaixo da linha do pescoço.

A Philips trata sua segurança com muita seriedade. Leia o manual do usuário, incluindo todas as precauções e avisos, antes de usar o aparelho pela primeira vez a fim de garantir uso correto, seguro e adequado. Este guia de início rápido não substitui o manual do usuário, mas facilita ao máximo o uso do produto.

Observe que este aparelho não é adequado para todas as pessoas. Consulte a tabela na parte de trás deste guia de início rápido para determinar quais intensidades de luz são apropriadas para sua pele e para a cor dos seus pelos corporais, e para verificar se o aparelho é adequado para você.

Caso você precise de informações ou suporte, acesse www.philips.com/support.

DESCRIÇÃO GERAL (FIG. 1)



- | | |
|--|---|
| 1 Luzes indicadoras de intensidade (1- 5) | 9 Acessório corporal (próprio para todas as regiões do corpo abaixo do pescoço) |
| 2 Botão liga/desliga | 10 Armação metálica dentro do acessório |
| 3 Luz indicadora de que o feixe está pronto para ser emitido | 11 Sistema de segurança integrado |
| 4 Saídas de ar | 12 Contatos eletrônicos |
| 5 Tomada do aparelho | 13 Adaptador |
| 6 Botão do flash | 14 Pequeno plugue |
| 7 Abertura para contatos eletrônicos | |
| 8 Janela de saída da luz com filtro UV integrado | |


Também incluso: pano para limpeza e bolsa

Utilização do aparelho

Antes de usar o Philips Lumea Essential, realize um teste de pele (consulte o manual do usuário). Após o teste ser realizado, aguarde 24 horas e verifique se houve reações em sua pele. Se notar reações, escolha a configuração mais alta que não tenha resultado em reações na pele, para uso subsequente.



Ao utilizar o Lumea regularmente, evite exposição ao sol. Do contrário, certifique-se de aguardar, pelo menos, duas semanas antes de usar o Lumea Essential.



Você deve preparar sua pele raspando a área de tratamento desejada antes de usar o Lumea. Quando os pelos pararem de crescer, o que, normalmente, acontece após 4 - 5 tratamentos, você não terá mais que raspar antes de usar o aparelho.



Verifique se o acessório e a janela de saída de luz estão limpos. Se houver poeira, pelos ou fibras na janela, limpe-a com o pano seco fornecido antes do uso.




Certifique-se de colocar de volta o acessório corporal adequadamente.



Coloque o plugue na tomada elétrica e ligue o aparelho. Então, selecione o nível de intensidade da luz que corresponde ao seu tom de pele. Para escolher a configuração apropriada, basta consultar a tabela adequada na parte de trás desse guia de início rápido.



Para ajustar a configuração de intensidade da luz, pressione o botão ligar/desligar uma ou mais vezes, até que tenha alcançado a configuração desejada.



Coloque o Lumea em um ângulo de 90 graus sobre sua pele para garantir contato total com a pele, então, a luz indicadora de que o feixe está pronto para ser emitido ficará verde.



Pressione o botão do flash para liberá-lo. Levante o aparelho da pele e coloque-o na próxima área a ser tratada, certificando-se de que haja sobreposição. Em seguida, pressione o botão do flash novamente.



Com o Lumea Essential Plus, você pode escolher o modo que desejar usar. Slide e Flash é o modo de aplicação principal. Você deve manter o botão de flash pressionado e o feixe continuará sendo desligado enquanto você o desliza.

Após emitir um feixe, pode demorar até 3,5 segundos até que o aparelho esteja pronto para emití-lo novamente. Durante esse tempo de carregamento, a luz indicadora de que o feixe está pronto para ser emitido pisca quando o aparelho estiver totalmente em contato com sua pele.

Tom de pele							
Cor dos pelos do corpo		Branca	Morena muito clara	Morena clara	Morena média	Morena escura	Negra
Branco/grisalhos		×	×	×	×	×	×
Ruiva		×	×	×	×	×	×
Loiros claros		×	×	×	×	×	×
Loiros escuros / castanhos claros		4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Castanhos		4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Castanhos escuros		4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Pretos		4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×

Tabela com as intensidades de luz recomendadas

Consulte a tabela para saber quais intensidades de luz são mais adequadas para a cor da sua pele e dos pelos e saber se esse método é adequado para você. O método é mais eficaz em intensidades maiores; no entanto, você deve reduzir a intensidade de luz ao sentir qualquer dor ou desconforto. Embora o pulso de luz possa ficar quente sobre a pele, ele não deve causar dor.

Consulte a seção "Contraindicações" no manual do usuário; alguns medicamentos e estados de saúde podem causar reações adversas durante o uso do aparelho.

4222.100.1141.2