

PHILIPS

Lumea



SC1995, SC1993




جدول رنگ پوست / جدول درجة لون البشرة / Skin tone table



جدول رنگ مو / جدول لون الشعر / Hair color table





English 6

فارسى 41

العربية 58

Welcome

Welcome to the beauty world of Lumea! You are only a few weeks away from silky-smooth skin.

Philips Lumea uses Intense Pulsed Light (IPL) technology, known as one of the most effective methods to continuously prevent hair regrowth.

In close cooperation with licensed dermatologists we adapted this light-based technology, originally used in professional beauty salons, for easy and effective use in the safety of your home. Philips Lumea is gentle and offers convenient and effective treatment at a light intensity that you find comfortable. Unwanted hairs are finally a thing of the past. Enjoy the feeling of being hair-free and look and feel amazing every day.

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. For further information, please go to www.philips.com/lumea to find our experts' advice, tutorial videos and FAQs and make the most of your Lumea.

Device overview (Fig. 1)

- 1 Light exit window with integrated UV filter
- 2 Body attachment
- 3 Reflector inside the attachment
- 4 Integrated safety system
- 5 Electronic contacts
- 6 Flash button
- 7 Opening for electronic contacts
- 8 On/off button
- 9 Intensity lights (1-5)
- 10 'Ready to flash' light
- 11 Air vents
- 12 Device socket
- 13 Adapter
- 14 Small plug
- 15 Pouch (not shown)

Who should not use Lumea? Contraindication

General conditions

- Never use the device if you have skin type V or VI (You rarely to never sunburn, very dark tanning). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as hyperpigmentation and hypopigmentation, strong redness or burns.

Note: To check if your skin type allows usage of the device, consult the skin tone table with number 2 on the foldout page.



- Never use the device if you are pregnant or breastfeeding as the device was not tested on pregnant or breastfeeding women.
- Never use the device if you have any active implants such as a pacemaker, neurostimulator, insulin pump etc.

Medications/History

Never use the device if you take any of the medications listed below:

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated in the past week with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are taking photosensitizing agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the device if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.

Never use the device:

- If you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.
- If you are on painkillers which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you take immunosuppressive medications.
- If you have had surgery in the areas to be treated in the last 3 weeks.

Pathologies/Disorders

Never use the device:

- If you have diabetes or other systemic or metabolic diseases.
- If you have congestive heart disease.
- If you have a disease related to photosensitivity, such as polymorphic light eruption (PMLE), solar urticaria, porphyria etc.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

Skin condition

Never use the device:

- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- On irritated (red or cut), sunburned, recently tanned or fake-tanned skin.
- On the following areas without consulting your doctor first: moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars and skin anomalies. This can result in a burn and a change in skin color, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.
- On following areas: warts, tattoos or permanent make-up.

Location/areas

Never use the device on the following areas:



- Around the eyes and on or near the eyebrows.
- On the lips, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- Men must not use the device on the face and neck including all beard-growing areas, nor on the whole genital area.
- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- Over or near anything artificial like silicone implants, subcutaneous injection ports (for instance an insulin dispenser) or piercings.

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the device, we advise you to consult your doctor.

Important

Danger



- Keep the device and the adapter dry.
- If the device is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).

Warning

- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- The device is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the device with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults of 18 years and older can use the device freely.
- Always check the device before you use it. Do not use the device or adapter if it is damaged.
- Do not use the device if the UV filter of the light exit window is broken.
- Do not modify or cut off any part of the adapter or the cord, as this causes a hazardous situation.
- Do not use any pencil or pen to mark the areas to be treated. This may cause burns on your skin.
- Hair removal by intense pulsed light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage treated on the face and neck.
- The light exit window can become very hot after use. Do not touch the inner part of the light exit window before it has cooled down.
- This appliance runs on electric power. You need to leave the adapter connected to a wall socket to operate the appliance. This adapter provides extra features to ensure safe operation and shall not be replaced by another type of adapter. Only use the detachable supply unit (S036NV2400150) provided with this appliance (see symbol).



Note: If you notice a skin tone has changed since the last treatment (e.g. due to tanning), we recommend that you perform a skin test and to wait 30 minutes before your next treatment.

To prevent damage

- Make sure that nothing obstructs the airflow through the ventilation slots of the device.
- Never subject the device to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the device from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Store the device in a dust free and dry place.
- Do not expose the device to temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- To prevent damage, do not expose the device to direct sunlight or UV light for several hours.

Caution

- This device is only intended for removing unwanted body hair from areas below the cheekbone. Do not use it for any other purpose. Doing so may expose you to a hazardous situation. Men must not use it on the face and neck including all beard-growing areas and the whole genital area.




- This device is not washable. Never immerse the device in water and do not rinse it under the tap.
- For hygienic reasons, the device should only be used by one person.
- Use the device only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.

- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the device.
- The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes.
- Always return the device to a service center authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Never leave the device unattended when it is switched on. Always switch off the device after use.
- Do not use the device if any of the conditions mentioned in chapter 'Who should not use Lumea? Contraindication' apply to you.
- Tanning with natural or artificial sunlight might influence the sensitivity and color of your skin. Perform a skin test to determine the appropriate light intensity setting.
- Before you use Lumea, you should clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances.
- Do not treat the same skin area more than once during a session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.
- Lumea should never be painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting.


Electromagnetic fields (EMF)

This Philips device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


How IPL works



With IPL technology, gentle pulses of light are applied to the skin and absorbed by the hair root. The darker the hair, the better the pulses of light are absorbed.



The pulses of light stimulate the hair follicle to go into a resting phase. As a consequence, the hair sheds naturally and hair regrowth is prevented, leaving your skin continuously silky-smooth.




The cycle of hair growth consists of different phases. IPL technology is only effective when the hair is in its growing phase. Not all hairs are in the growing phase at the same time. This is why we recommend an 8-week treatment schedule followed by touch-ups to make sure all hairs are effectively treated in the growing phase.

Note: Treatment with Lumea is not effective if you have blond or light blond hairs, as light hairs do not absorb enough light. Below you can see the hair colors for which Lumea is suitable and effective.

Suitable body hair colors

Note: To check if your body hair color allows usage of the device, consult the hair color table with number 3 on the foldout page.



What to expect

Immediately after the 1st treatment

After the first treatment, it can take 1 to 2 weeks for the hairs to fall out. In the first weeks following the initial treatments, you still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were not in their growing phase during the first treatments.

After 2-3 treatments


After 2-3 treatments, you should see a noticeable reduction in hair growth. However, to effectively treat all hairs, it is important to keep on treating according to the recommended treatment schedule.

After 4-5 treatments

After 4-5 treatments, you should see a significant reduction of hair growth in the areas that you treated with Lumea. A reduction of hair density should be visible as well. Keep on treating with frequent touch-ups (every 4-8 weeks) to maintain the result.

Tanning advice

Tanning with natural or artificial sunlight



Intentionally exposing your skin to natural or artificial sunlight with the aim of developing a tan influences the sensitivity and color of your skin. Therefore the following is important:

- After each treatment, wait at least 48 hours before tanning. Even after 48 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore.
- In case of exposing your skin to the sun (without tanning intentionally) in the 48 hours after treatment, use a sunblock SPF 50+ on the treated areas. After this period, you can use a sunblock SPF 30+ for two weeks.
- After tanning, wait at least 2 weeks before you use Lumea. Perform a skin test to determine the appropriate light intensity setting.
- Do not use Lumea on sunburned body areas.


Note: Occasional and indirect sun exposure does not qualify as tanning.

Tanning with creams


If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has disappeared completely before you use the device.

Before you use your Lumea

Pretreating your skin



Before you use Lumea, you should pretreat your skin by removing hairs on the surface of your skin. This allows the light to be absorbed by the hair parts below the skin surface to ensure effective treatment. You can either shave, short-trim, epilate or wax. Do not use depilatory creams, as chemicals may cause skin reactions.



If you chose to wax, please wait 24 hours before using Lumea to let your skin rest. We recommend that you take a shower before the treatment to ensure that all possible residue of wax has been removed from your skin.

- 1 Pretreat the areas you intend to treat with Lumea.
- 2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances.

Note: Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4-5 treatments, you no longer have to pretreat your skin before you use the device.

Skin test


When you use Lumea for the first time or after recent tanning, perform a skin test on each area to be treated. The skin test is necessary to check your skin's reaction to the treatment and to determine the correct light intensity setting for each body area.

- 1 Choose an area close to the area you intend to treat.
- 2 Switch on the device. Make sure you select setting 1.
- 3 Put the device against your skin and press the flash button to release a flash.
- 4 Slide the device over the skin to the next area to be treated.
- 5 Increase the setting by one level, apply a flash and slide the device to the next area. Repeat this for all levels within the recommended range for your skin type.
- 6 After the skin test, wait 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use. The skin test should be performed in all the areas you want to treat.


Using your Philips Lumea

Placing and removing

To place the attachment, simply snap it onto the light exit window.




To remove the attachment, pull it off the light exit window.



Selecting the right light intensity

Lumea provides 5 different light intensities. Depending on your skin type and the light intensity level you find comfortable, you can select the right light intensity setting.



- 1 Consult the table below to select the right setting.
- 2 To adjust the light intensity setting, press the on/off button one or more times until you have reached the required setting. The corresponding intensity light lights up white.
- 3 Lumea should never be painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting.
- 4 After recent tanning, perform a skin test to determine the right light intensity setting.


Skin type	Skin tone	Light intensity setting
I	White; You always sunburn, never tan.	4/5
II	Beige; You easily sunburn, tan minimally.	4/5
III	Light brown; You sunburn easily, tan slowly to light brown.	4/5
IV	Mid brown; You rarely sunburn, tan easily.	3/4
V	Dark brown; You rarely sunburn, tan very easily.	You cannot use the device
VI	Brownish black or darker; You rarely or never sunburn, very dark tanning.	You cannot use the device

Note: To check if your skin type allows usage of the device, consult the skin tone table with number 2 on the foldout page.




Note: Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons.


Handling the device




- 1 Before use, clean the attachment and the light exit window.
- 2 Put the small plug in the device and put the adapter in the wall socket.
- 3 Switch on the device and select the right light intensity for your skin tone.



- 4 Place the device at a 90° angle on the skin so that the attachment and the integrated safety system are in contact with your skin. The integrated safety system prevents unintentional flashing without skin contact.




- 5 Press the device firmly onto your skin to ensure proper skin contact. The 'ready to flash light' on the back of the device lights up green to indicate that you can proceed with the treatment.



- 6 Press the flash button to release a flash. You should feel a warm sensation because of the flash.

Note: The light produced by the device is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes.

- 7 Place the device on the next area to be treated. After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the device is ready to flash again. You can release a flash when the 'ready to flash' light lights up again.



- 8 To make sure that you have treated all areas, release the flashes close to each other. Effective light only comes out of the light exit window, therefore there should be some overlap. However, make sure you flash the same area only once. Flashing the same area twice doesn't improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.
- 9 When you have finished the treatment, press and hold the on/off button for 2 seconds to switch off the device.

Treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash

Philips Lumea has two treatment modes for more convenient use on different body areas:

- The Stamp & Flash mode (available for SC1995, SC1993) is ideal to treat small or curvy areas like knees and underarms. Simply press and release the flash button to release a single flash.
- The Slide & Flash mode (only available for SC1995) offers convenient use on larger areas like legs. Keep the flash button pressed while you slide the device over your skin to release several flashes in a row.

Recommended treatment schedule

Initial phase


For the first 4 to 5 treatments, we advise you to use Philips Lumea once every two weeks to ensure that all hairs are treated.

Touch-up phase

After the initial treatment phase (4-5 treatments), we recommend touch-ups every 4 to 8 weeks, when you see hairs growing back. This is to maintain results and enjoy smooth skin for months. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas.



Treatment time per area



After use

Common skin reactions

Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.

Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. You can cool the area with an ice pack or a wet face cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturizer on the treated area 24 hours after the treatment.

Rare side effects

- Burns, excessive redness (e.g. around hair follicles) and swelling: these reactions occur rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discoloration: this occurs very rarely. Skin discoloration manifests itself as either a darker patch (hyperpigmentation) or a lighter patch (hypopigmentation) than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If the discoloration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discolored areas until the discoloration has disappeared and your skin has regained its normal skin tone.
- Skin infection is very rare but is a possible risk following a (micro) wound, a skin burn, skin irritation etc.
- Epidermal heating (a sharply defined brownish area which often occurs with darker skin tones and is not accompanied with skin dryness): This reaction occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 week, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Blistering (looks like small bubbles on the surface of the skin): this occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 month or when the skin gets infected, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Scarring: often the secondary effect of a burn, which can take longer than a month to heal.

- Folliculitis (swelling around hair follicles combined with pustule formation): this reaction occurs very rarely and is the result of bacteria penetrating the damaged skin. In case this reaction occurs, we advise you to consult a doctor as folliculitis may need antibiotic ointment.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the device on skin that is not hair-free, if you use the device at a light intensity that is too high for your skin tone, if you flash the same area more than once and if you use the device on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc.


Aftercare

After use, you can safely apply lotions, creams, deodorant, moisturizer or cosmetics to the treated areas. If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water.


Note: when following all instructions you may still get skin reactions. In this case stop using the device and contact the consumer care center in your country.

Cleaning & storage

- 1 After use, switch off the device, unplug it and let it cool down.
- 2 Remove the attachment.



- 3 Moisten the soft cloth supplied with the device with a few drops of water and use it to clean the following parts:
 - the light exit window
 - the outside surface of the attachment
 - the reflector inside the attachment
- 4 Let all parts air dry thoroughly.
- 5 Store the device in a dust-free and dry place at a temperature between -25 °C and 60 °C.



Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Technical specifications

SC1995, SC1993

Rated voltage	100 V-240 V
Rated frequency	50 Hz-60 Hz
Rated input	36 W
Protection against electric shock	Class II
Protections rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature:+15 °C to 35 °C
Storage conditions temperature	-25 °C to 70 °C
Storage conditions humidity	Less than 90% (non condensing)
Operating pressure	700 hPa - 1060 hPa
Altitude	Max. 3000 m
Emitted wavelengths	530 nm - 1400 nm
Optical exposure	2.5 - 5.0 J/cm ² , depending on chosen setting
Maximum optical energy	20 J
Pulse duration	<1.5 ms
Repetition time	1-3.5 s, depending on chosen setting
Optical homogeneity	Max. +/- 20% deviation from average optical exposure in treatment area

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the device. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The device/adapter becomes warm during use	This is normal.	No action required.
The 'ready to flash light' doesn't light up when I place the attachment on my skin, but the cooling fan works.	The overheat protection has been activated.	When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the device, but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue to use it.
The 'ready to flash light' lights up green but the device does not produce a flash when I press the flash button.	The device needs to be reset.	To reset the device, switch it off and switch it on again.
I cannot increase or decrease the light intensity settings/All intensity lights are blinking alternately	The device needs to be reset.	To reset the device, switch it off and switch it on again.
The device produces a strange smell.	The attachment or the filter glass is dirty.	Clean the attachment carefully.
	You have not removed the hairs on the area to be treated properly. These hairs may get burned and can cause the smell.	Pretreat your skin before you use Lumea.
The skin feels more sensitive than usual during treatment/ I experience discomfort when I use the device.	The light intensity setting you use is too high.	Check if you have selected the right light intensity setting. If necessary, select a lower setting.
	You did not remove the hairs on the areas to be treated.	Pretreat your skin before you use Lumea.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter is broken, do not use the device anymore. Contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	You treated an area for which the device is not intended.	Never use the device on the following areas:the face, inner labia, anus, nipples, areolas, lips, inside the nostrils and ears, around the eyes and near the eyebrows. Men must not use it on the face, neck or on the scrotum.

Problem	Possible cause	Solution
	The device is not suitable for your skin tone.	Do not use the device if you have skin type VI or V, a brownish black or darker skin tone.
The skin reaction after treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity setting which is too high for you.	Select a lower intensity next time. See chapter 'Using your Philips Lumea', section 'Selecting the right light intensity'.
The results of the treatment are not satisfactory.	You have used a light intensity setting which is too low for you.	Select a higher setting next time.
	You did not flash an area adjacent to an area you treated before.	You have to release the flashes close to each other.
	The device is not effective on your body hair color.	If you have light blond, blond, or red hair, the treatment is not effective.
	You do not use the appliance as often as recommended.	To remove all hairs successfully, we advise you to follow the recommended treatment schedule. You can reduce the time between treatments, but do not treat more often than once every two weeks.
	You respond more slowly to IPL treatment.	Continue using the device for at least 6 months, as hair regrowth can still decrease over the course of this period.
My body attachment does not have an integrated glass/filter/window.	This is normal.	The body attachment does not contain a glass/filter/window.

منشکله	علت احتمالی	راه حل
نتیجه درمان رضایت بخش نیست.	شما از درجه شدت نوری استفاده کرده اید که برای شما بسیار کم است.	دفعه بعد درجه بالاتری را انتخاب کنید.
	شما فلش را روی قسمت مجاور قسمتی که قبلاً درمان کرده اید نزنده اید.	فلش ها را باید نزدیک به یکدیگر بزنید.
	دستگاه روی رنگ موی بدن شما مؤثر نیست.	اگر موهایتان بلوند روشن، بلوند یا قرمز است، درمان مؤثر نیست.
	از دستگاه به دفعات توصیه شده استفاده نکرده اید.	برای دفع همه موها به طور موفقیت آمیز، توصیه می کنیم از برنامه زمان بندی شده درمان را دنبال کنید. زمان بین درمان ها را می توانید کاهش دهید، اما هر دو هفته بیش از یکبار انجام ندهید.
	درمان IPL در مورد شما کندتر پاسخ داده است.	حداقل 6 ماه استفاده از دستگاه را ادامه دهید، زیرا رشد مجدد موها ممکن است بعد از این مدت همچنان کاهش یابد.
ضمیمه بدن من شیشه/فیلتر/پنجره داخلی ندارد.	این امر عادی است.	ضمیمه بدن حاوی شیشه/فیلتر/پنجره داخلی نیست.

راه حل	علت احتمالی	مشکل
هیچ اقدامی لازم نیست.	این امر عادی است.	دستگاه/آداپتور در حین استفاده گرم می شود
وقتی محافظ گرم شدن بیش از حد فعال شده باشد، فن همچنان کار می کند. دستگاه را خاموش نکنید، اما قبل از ادامه استفاده حداقل 15 دقیقه صبر کنید تا خنک شود.	محافظ گرم شدن بیش از حد فعال شده است.	وقتی ضمیمه را روی پوست خود قرار می دهم، چراغ "آماده بودن فلش" روشن نمی شود اما فن خنک کننده کار می کند.
برای تنظیم مجدد دستگاه، آن را خاموش کرده و دوباره روشن کنید.	باید دستگاه را تنظیم مجدد کنید.	چراغ "آماده بودن فلش" به رنگ سبز روشن است اما وقتی دکمه فلش را فشار می دهم، دستگاه فلش تولید نمی کند.
برای تنظیم مجدد دستگاه، آن را خاموش کرده و دوباره روشن کنید.	باید دستگاه را تنظیم مجدد کنید.	من نمی توانم تنظیمات شدت نور را افزایش یا کاهش دهم/همه نورها به شدت به طور متناوب چشمک می زنند
ضمیمه را با دقت تمیز کنید.	ضمیمه یا شیشه فیلتر قرمز رنگ کثیف است.	دستگاه بوی تندی می دهد.
قبل از استفاده از Lumea موهای روی پوست را بزنید.	موهای قسمت تحت درمان را به خوبی زده آید. این موها ممکن است بسوزند و بو بدهند.	پوست در حین استفاده بیش از حد معمول دچار حساسیت می شود / هنگام استفاده از دستگاه احساس ناراحتی می کنم.
بررسی کنید که شدت نور را روی درجه مناسب تنظیم کرده باشید. در صورت نیاز، تنظیمات پایین تری انتخاب کنید.	شدت نوری که استفاده می کنید روی درجه بسیار زیاد تنظیم شده است.	
قبل از استفاده از Lumea موهای روی پوست را بزنید.	موهای قسمت های تحت درمان را به خوبی زده آید.	
اگر فیلتر UV شکسته است، دیگر از دستگاه استفاده نکنید. با مرکز خدمات مشتری، فروشنده Philips یا مرکز خدمات Philips در کشور خود تماس بگیرید.	فیلتر UV پنجره خروج نور شکسته است.	
هیچ گاه از دستگاه برای این مناطق استفاده نکنید: صورت، لبهای داخلی اندام تناسلی، مقعد، نوک سینه، دایره رنگی دور نوک سینه، لبها، داخل سوراخ بینی و گوش، اطراف چشم ها و نزدیک ابروها. مردان نباید از این دستگاه روی صورت، گردن یا بیضه ها استفاده کنند.	از دستگاه برای درمان قسمتی استفاده کرده آید که برای آن در نظر گرفته نشده است.	
از این دستگاه بر روی پوست نوع 6 یا 7 که قهوه ای تیره یا رنگ پوست تیره تر از آن است، استفاده نکنید.	دستگاه برای رنگ پوستتان مناسب نیست.	
دفعه بعد شدت کمتری را انتخاب کنید. به فصل «استفاده از Philips Lumea»، بخش «انتخاب شدت نور مناسب» مراجعه کنید.	شما از درجه شدت نوری استفاده کرده آید که برای شما بسیار زیاد است.	حساسیت پوستی پس از درمان بیشتر از معمول طول می کشد.

مشخصات فنی

SC1995, SC1993


ولتاژ درجه بندی شده	100 تا 240 ولت
فرکانس درجه بندی شده	50 تا 60 هرتز
ورودی درجه بندی شده	36 وات
محافظت در برابر شوک الکتریکی	کلاس II
درجه بندی محافظت	IP 30 (EN 60529)
شرایط کار	دما: +15 تا 35 درجه سانتی گراد
دمای شرایط نگهداری	-25 تا 70 درجه سانتی گراد
رطوبت شرایط نگهداری	کمتر از 90% (بدون میعان)
فشار کار	hPa 1060 تا hPa 700
ارتفاع	حداکثر 3000 متر
طول موج های ساطع شده	530 تا 1400 نانومتر
نوردهی	2.5 - 5.0 ژول/سانتی متر مربع بسته به تنظیم انتخابی
حداکثر انرژی نوری	20 ژول
مدت پالس	>1.5 میلی ثانیه
زمان تکرار	1 تا 3.5 ثانیه، بسته به تنظیمات انتخابی
همگنی نوری	حداکثر +/- 20% انحراف از متوسط نوردهی در محل مورد استفاده

عیب یابی


در این بخش معمول ترین مشکلاتی ذکر شده است که ممکن است در رابطه با دستگاه یا آنها مواجه شوید. اگر نتوانستید مشکل را با استفاده از اطلاعات زیر برطرف کنید، از سایت www.philips.com/support دیدن کنید و به لیست سؤال های متداول رجوع کنید، یا می توانید در کشورتان با مرکز پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.

تمیز کردن و نگهداری از دستگاه

- 1 بعد از استفاده، دستگاه را خاموش کنید، آن را از پریز جدا کنید و اجازه دهید خنک شود.
- 2 سر مخصوص را جدا کنید.



- 3 پارچه نرم ارائه شده همراه با دستگاه را با چند قطره آب خیس کنید و از آن برای تمیز کردن قسمت های زیر استفاده کنید: دریچه خروج نور/سطح بیرونی ضمیمه آینه داخل ضمیمه
- 4 اجازه دهید همه این قسمت ها به طور کامل خشک شوند.
- 5 دستگاه را در دمای بین 25 و 60 درجه سانتی گراد در محلی خشک و بدون گرد و خاک نگهداری کنید.



ضمانت نامه و پشتیبانی

اگر به اطلاعات یا پشتیبانی نیاز دارید، لطفاً از www.philips.com/support دیدن کنید یا دفترچه ضمانت نامه بین المللی را بخوانید.

بازیافت

- این محصول را در پایان دوره مصرف با زباله های خانگی معمولی دور نیندازید، بلکه آن را جهت بازیافت به مراکز جمع آوری بازیافت تحویل دهید. با انجام این کار، به حفظ محیط زیست کمک می کنید.


عوارض جانبی نادر

- سوختگی‌ها، قرمز شدگی‌های زیاد (برای مثال اطراف فولیکل‌های مو) و تورم: این حساسیت‌ها به ندرت اتفاق می‌افتد. این موارد نتیجه استفاده از شدت نوری است که برای رنگ پوست زیاد است. اگر این حساسیت‌ها در مدت سه روز از بین نرفت، توصیه می‌کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا دوره استفاده بعدی که پوست کاملاً بهبود می‌یابد صبر کنید و از شدت نور کمتری استفاده کنید.
- تغییر رنگ پوست: این مورد به ندرت اتفاق می‌افتد. تغییر رنگ پوست خود را یا به صورت یک تکه تیره تر (زیاد شدن رنگ دانه‌های پوست) یا یک تکه روشن تر (کم شدن رنگ دانه‌های پوست) نسبت به نواحی اطراف نشان می‌دهد. این نتیجه استفاده از شدت نوری است که برای رنگ پوست زیاد است. اگر تغییر رنگ در مدت 2 هفته از بین نرفت، توصیه می‌کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا زمانی که مشکل تغییر رنگ از بین نرفته و پوست به رنگ طبیعی خود باز نگشته است به اصلاح این قسمت‌ها نپردازید.
- عفونت پوست مورد نادری است با اینحال ممکن است به دنبال وجود یک زخم (کوچک)، سوختگی پوست، خراشیدگی پوست و مواردی از این دست اتفاق بیفتد.
- التهاب اپیدرمال (یک ناحیه قهوه‌ای بسیار مشخص که اغلب برای پوست‌های تیره تر اتفاق می‌افتد و با خشکی پوست همراه نیست): این حساسیت به ندرت اتفاق می‌افتد. اگر این حساسیت در مدت 1 هفته از بین نرفت، توصیه می‌کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا دوره استفاده بعدی که پوست کاملاً بهبود می‌یابد صبر کنید و از شدت نور کمتری استفاده کنید.
- تاول زدن (شبیه حباب‌های کوچکی بر روی سطح پوست است): این مورد به ندرت اتفاق می‌افتد. اگر این حساسیت در مدت یک ماه از بین نرفت یا پوست عفونی شد، توصیه می‌کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا دوره استفاده بعدی که پوست کاملاً بهبود می‌یابد صبر کنید و از شدت نور کمتری استفاده کنید.
- جای سوختگی: اغلب اثر ثانویه یک سوختگی است که به بیشتر از یک ماه زمان نیاز دارد تا بهبود یابد.
- فولیکولیت (تورم در اطراف فولیکل‌های مو که با جوش‌هایی همراه است): این حساسیت بسیار نادر است و نتیجه ورود باکتری به پوست آسیب دیده است. توصیه می‌کنیم در صورت بروز این واکنش‌های پوستی به پزشک مراجعه کنید چون ممکن است نیاز به پماد آنتی‌بیوتیک برای درمان فولیکولیت باشد.
- درد شدید: اگر از این دستگاه بر روی پوستی استفاده کرده باشید که موی آن را نزنه باشید، اگر از دستگاه با شدت نوری استفاده کنید که برای رنگ پوست زیاد بوده باشد، اگر یک ناحیه را بیش از یک بار فلش زده باشید و اگر از دستگاه بر روی زخم‌های باز، قسمت‌های ملتهب، دارای عفونت، تاتو، قسمت‌های سوخته و سایر موارد استفاده کنید این درد طی دوره استفاده یا بعد از آن اتفاق می‌افتد.

مراقبت بعد از استفاده

بعد از استفاده می‌توانید روی قسمت‌های تحت استفاده به راحتی لوسیون، کرم، دئودورانت و مرطوب‌کننده یا مواد آرایشی بزنید. اگر دچار حساسیت یا قرمزی پوست شدید، منتظر بمانید تا این حالت‌ها از بین بروند و سپس هر محصولی را روی پوست استفاده کنید. اگر بعد از استفاده محصولات پوستی دچار حساسیت شدید، آنها را با آب بشوید.

توجه: با دنبال کردن همه دستورالعمل‌ها باز هم ممکن است دچار حساسیت پوستی شوید. در این حالت استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مرکز مشتری در کشور خود تماس بگیرید.



بعد از استفاده


واکنش های معمولی پوست

ممکن است پوستتان کمی قرمز و یا زبر شود، احساس سوزش یا گرما کنید. این واکنش کاملاً بی ضرر است و به سرعت از بین می رود.

در نتیجه اصلاح یا انجام همزمان اصلاح و اصلاح با نور دستگاه، ممکن است پوست خنثک شود و احساس خارش داشته باشید. با کمک کیسه یخ یا یک پارچه مرطوب می توانید پوست را در محل مورد نظر خنثک کنید. اگر خنثکی پوست ادامه پیدا کند می توانید 24 ساعت بعد از استفاده از دستگاه یک مرطوب کننده بی روی پوست ناحیه مورد نظر استفاده کنید.


6 دکمه فلش را فشار دهید تا فلش روشن شود. به دلیل فلش مقداری گرما حس خواهید کرد.

توجه: نور ایجاد شده توسط دستگاه برای چشم‌ها ضرری ندارد. لازم نیست در حین استفاده از عینک مخصوص استفاده کنید. از دستگاه در اتاقی که نور مناسب دارد استفاده کنید تا چشم‌های شما در اثر نور خیره نشود.



7 دستگاه را روی قسمت مورد نظر بعدی جهت اصلاح بگذارید. بعد از هر فلش، حداکثر 3.5 ثانیه طول می‌کشد تا دستگاه برای فلش بعدی آماده شود. وقتی چراغ "آماده بودن فلش" دوباره روشن شد می‌توانید فلش بزنید.

8 برای اطمینان از اینکه همه قسمت‌ها تحت درمان قرار گرفته‌اند، فلش‌ها را نزدیک به یکدیگر بزنید. نور مؤثر فقط از پنجره خروج نور خارج می‌شود، بنابراین باید مقداری همپوشانی در نظر بگیرید. اما، دقت کنید هر قسمت را فقط یک بار فلش بزنید. دو بار فلش زدن روی یک قسمت سبب تأثیر بیشتر استفاده نمی‌شود اما ممکن است باعث ایجاد واکنش‌های پوستی شود.



9. پس از پایان اصلاح، دکمه روشن/خاموش را فشار داده و به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا دستگاه خاموش شود. حالت‌های استفاده:

- "مهر و فلش" و "حرکت و فلش" Philips Lumea دارای دو حالت استفاده برای کاربرد راحت‌تر در قسمت‌های مختلف بدن است: حالت Stamp & Flash (برای مدل‌های SC1990 و SC1993 موجود است) مناسب قسمت‌های دارای انحنای مثل زانوها و زیر بغل.

- خیلی راحت دکمه فلش را فشار دهید و رها کنید تا یک فلش زده شود. در حالت Slide & Flash (فقط در مدل SC1990 موجود است) می‌توانید به راحتی از دستگاه برای بخش‌های بزرگ‌تر مثل پاها استفاده کنید. دکمه فلش را فشار دهید و نگهدارید و در همین حال دستگاه را روی پوستتان حرکت دهید تا چند فلش در یک ردیف زده شود.

برنامه توصیه شده برای استفاده

مرحله اولیه

برای ۴ تا ۵ جلسه اول توصیه می‌کنیم هر دو هفته یک بار از Philips Lumea استفاده کنید تا مطمئن شوید که همه موها اصلاح شده‌اند. مرحله اصلاحی

بعد از مرحله اصلاح اولیه (4 تا 5 بار)، توصیه می‌کنیم هر بار که شاهد رویش مجدد موها بودید هر 4 تا 8 هفته مراحل تکمیلی را تکرار کنید. این کار برای حفظ نتایج و داشتن پوستی بهتر برای چند ماه است. فواصل زمانی بین استفاده‌ها بستگی به رشد موها پتان و همچنین در نواحی مختلف بدن دارد.



IV	قهوه ای متوسط؛ به ندرت آفتاب سوخته می شوید، راحت برنزه کنید.	3/4
V	قهوه ای تیره؛ به ندرت آفتاب سوخته می شوید، خیلی راحت برنزه کنید.	نمی توانید از دستگاه استفاده کنید
VI	سیاه مایل به قهوه ای یا تیره تر؛ به ندرت یا اصلاً آفتاب سوخته نمی شوید، برنزه بسیار تیره.	نمی توانید از دستگاه استفاده کنید


توجه: برای بررسی اینکه با توجه به رنگ پوستتان امکان استفاده از دستگاه وجود دارد یا نه، به جدول رنگ پوست شماره ۲ در صفحه تاحورده مراجعه کنید.




توجه: در روزها و مواقع مختلف و به دلایل متفاوت ممکن است پوستتان واکنش متفاوتی داشته باشد.

استفاده از دستگاه


- 1 قبل از استفاده، ضمیمه ها و پنجره خروج نور را تمیز کنید.
- 2 فیش کوچک را در دستگاه قرار داده و آداپتور را به پریز دیواری بزنید.
- 3 دستگاه را روشن کرده و شدت نور مناسب برای رنگ پوستتان را انتخاب کنید.



- 4 دستگاه را با زاویه 90 درجه روی پوستتان بگذارید تا سر مخصوص و سیستم ایمنی داخلی در تماس با پوست باشند. سیستم ایمنی داخلی از ایجاد فلش ناخواسته در مواقع عدم تماس با پوست جلوگیری می کند.




- 5 دستگاه را محکم روی پوست خود فشار دهید تا از تماس پوستی مناسب اطمینان حاصل شود. چراغ "آماده بودن فلش" روی قسمت پشت دستگاه به رنگ سبز روشن می شود و نشان می دهد که می توانید استفاده را ادامه دهید.




استفاده از Philips Lumea

وصل کردن و جدا نمودن

برای وصل کردن سر مخصوص، آن را از روی درپچه خروج نور بگذارید و چفت کنید.




برای جدا کردن سر مخصوص، آن را از روی درپچه خروج نور بردارید.



انتخاب شدت نور مناسب

Lumea دارای 5 شدت نور مختلف است. بسته به نوع پوست و شدت نوری که برایتان راحت و مناسب است، می توانید شدت نور مناسب را انتخاب کنید.

- 1 برای انتخاب تنظیمات صحیح به جدول زیر مراجعه کنید.
- 2 برای تنظیم شدت نور، دکمه روشن/خاموشی را یک یا دو بار فشار دهید تا به تنظیم لازم برسید. نور شدت مربوطه به رنگ سفید روشن می شود.
- 3 استفاده از Lumea هرگز نباید دردناک باشد. اگر احساس ناراحتی کردید، میزان شدت نور را کاهش دهید.
- 4 اگر اخیراً پوستتان را برنزه کرده اید، برای تعیین تنظیم شدت نور مناسب، تست پوست انجام دهید.




نوع پوست	رنگ پوست	تنظیم شدت نور
I	سفید؛ همیشه آفتاب سوخته می شوید، هرگز برنزه نکنید.	4/5
II	گندمی؛ سریع آفتاب سوخته می شوید، کمی برنزه کنید.	4/5
III	قهوه ای روشن؛ سریع آفتاب سوخته می شوید، آرام آرام به قهوه ای روشن برنزه کنید.	4/5


قبل از اینکه از Lumea استفاده کنید

رسیدگی به پوست قبل از استفاده از دستگاه

قبل از استفاده از Lumea، باید از قبل موهای سطح پوست را بزنید. با اینکار نور به بخش هایی از مو در زیر سطح پوست می رسد تا اصلاح موثر انجام شود. می توانید موها را با تیغ، اپیلاسیون یا موم بردارید. از کرم های موبر استفاده نکنید زیرا مواد شیمیایی ممکن است باعث ایجاد واکنش های پوستی شوند.



اگر می خواهید از موم استفاده کنید، لطفاً 24 ساعت منتظر بمانید تا پوست استراحت کند و سپس از Lumea استفاده کنید. توصیه می کنیم قبل از استفاده از دستگاه حمام کنید و همه باقیمانده های موم را از روی پوستتان پاک کنید



1. موزدایی اولیه را روی قسمت هایی که می خواهید از Lumea استفاده کنید انجام دهید
2. پوستتان را تمیز کنید و بررسی کنید مو نداشته باشد، به طور کامل خشک باشد و هیچ ماده چربی روی آن نباشد.

توجه: معمولاً پس از 4-5 بار استفاده که رشد موها متوقف شد، دیگر نیاز نیست قبل از استفاده از دستگاه به پوستتان رسیدگی خاصی کنید.

تست پوست

وقتی از Lumea برای اولین بار استفاده می کنید یا اگر اخیراً پوستتان را برنزه کرده اید، روی هر قسمتی که می خواهید از دستگاه استفاده کنید، تست پوست انجام دهید. تست پوست را باید انجام دهید تا حساسیت پوستتان را نسبت به اصلاح بررسی کنید و تنظیم شدت نور مناسب را برای هر قسمت از بدن تعیین کنید.

- 1 قسمتی نزدیک به محل مورد نظرتان را انتخاب کنید.
- 2 دستگاه را روشن کنید. حتماً تنظیم 1 را انتخاب کنید.
- 3 دستگاه را روی پوستتان بگذارید و دکمه فلش را فشار دهید تا فلش بزند.
- 4 دستگاه را روی پوستتان حرکت دهید و به قسمت بعدی برای استفاده بروید.
- 5 تنظیم را یک سطح بالا ببرید و فلش را بزنید، دوباره به قسمت بعدی بروید. این کار را برای همه سطوح با محدوده ای که برای نوع پوستتان توصیه شده است تکرار کنید.
- 6 بعد از انجام تست پوست، 24 ساعت منتظر بمانید و بررسی کنید پوستتان واکنشی نشان داده است یا خیر. اگر پوستتان واکنش نشان داده است، برای استفاده بعدی، بالاترین تنظیمی را انتخاب کنید که سبب ایجاد واکنش پوستی نشده است. روی تمام قسمت هایی که می خواهید از دستگاه استفاده کنید باید تست پوست انجام دهید.

آنچه انتظار می رود

بلافاصله بعد از اولین استفاده

پس از اولین استفاده، 1 تا 2 هفته طول می کشد تا موها بریزند. طی هفته های اولیه متعاقب استفاده، کامکان شاهد رشد موها خواهید بود. احتمالاً این موها در دفعات اولیه استفاده دستگاه در مرحله رشد نبودند.

بعد از 2-3 بار استفاده

بعد از 2-3 بار استفاده، کاهش چشم گیری در رشد موها مشاهده خواهید کرد. اما برای اینکه به طور موثری همه موها تحت تأثیر قرار بگیرند، مهم است که روند استفاده را با توجه به برنامه توصیه شده ادامه دهید.

بعد از 4-5 بار استفاده

بعد از 4-5 بار استفاده، باید کاهش چشمگیر رشد موها را در محل های تحت استفاده Lumea مشاهده کنید. حجم موها نیز باید کاهش پیدا کند. برای اینکه نتیجه دلخواه حاصل شود، دستگاه را مطابق با دوره به همراه جلسات اصلاحی مکرر استفاده کنید (هر 4 تا 8 هفته).


توصیه هایی در مورد برنزه کردن

برنزه کردن با نور طبیعی آفتاب یا به صورت مصنوعی

اگر عمداً پوستتان را در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا نورهای مصنوعی قرار می دهید تا برنزه شوید، این کار بر حساسیت و رنگ پوستتان تأثیر می گذارد.

- بنابراین موارد مهم زیر را در نظر داشته باشید: بعد از هر بار استفاده، حداقل ۴۸ ساعت صبر کنید سپس برنزه کنید.
- حتی بعد از ۴۸ ساعت، مطمئن شوید که پوست محل اصلاح هیچ قرمزی ناشی از اصلاح نداشته باشد.
- در صورتی که پوست شما در معرض تابش نور خورشید قرار می گیرد (بدون قصد برنزه شدن)، طی ۴۸ ساعت پس از اصلاح، روی قسمت های تحت اصلاح، ضد آفتابی با SPF +۵۰ بزنید. بعد از این مدت، تا دو هفته می توانید از ضد آفتاب SPF +۳۰ استفاده کنید. بعد از برنزه شدن، حداقل ۲ هفته صبر کنید سپس از Lumea استفاده کنید. برای تعیین تنظیم شدت نور مناسب، یک تست پوست انجام دهید.
- از Lumea روی قسمت هایی از بدن که دچار آفتاب سوختگی شده اند استفاده نکنید.

توجه: اگر فقط بعضی مواقع و به صورت غیرمستقیم در معرض تابش نور خورشید قرار می گیرید، این حالت برنزه شدن به شمار نمی رود.




برنزه کردن با استفاده از کرم


اگر از لوسیون های مصنوعی برای برنزه شدن استفاده کرده اید، قبل از استفاده از دستگاه منتظر بمانید تا حالت برنزه مصنوعی به طور کامل از بین برود.

نحوه عملکرد IPL

با استفاده از فناوری IPL، پالس های آرام نوری روی پوست وارد می آید و توسط ریشه مو جذب می شود. هرچه موها تیره تر باشند، پالس های نوری بهتر توسط موها جذب می شوند.




پالس های نوری سبب می شوند فولیکول های مو به حالت استراحت بروند. در نتیجه موها به صورت طبیعی می ریزند و از رشد مجدد موها جلوگیری می شود و پوستتان همیشه لطیف می ماند.




چرخه رشد موها شامل چند مرحله است. فناوری IPL فقط در صورتی موثر است که موها در مرحله رشد خود باشند. همه موها در زمان یکسان در مرحله رشد خود نیستند. به همین دلیل است که دوره استفاده ۸ هفته ای و سپس جلسات اصلاحی را پیشنهاد می کنیم تا همه موها در مرحله رشد به طور موثر از بین برده شوند.

توجه: اگر موهایتان بلوند یا بلوند روشن است، استفاده از Lumea موثر نیست، زیرا موهای روشن نور کافی جذب نمی کنند. در زیر می توانید رنگ موهایی را ببینید که Lumea برای اصلاح آنها مناسب و موثر است.



رنگ موهای مناسب بدن

توجه: برای بررسی اینکه با توجه به رنگ موی بدنتان امکان استفاده از دستگاه وجود دارد یا نه، به جدول رنگ موی شماره ۳ در صفحه تاخوردیده مراجعه کنید.



احتیاط



- این دستگاه فقط برای برداشتن موهای زائد بدن در قسمت های زیر استخوان گونه است. از آن برای هیچ هدف دیگری استفاده نکنید. عدم رعایت این مسئله ممکن است باعث شود در شرایط خطرناکی قرار بگیرید. مردها نباید از این دستگاه روی صورت و گردن و همچنین محل رویش موی ریش یا در محل آلت تناسلی استفاده کنند.
- این دستگاه قابل شستشو نیست. هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید یا آن را زیر شیر آب نشویید.
- به منظور رعایت بهداشت، دستگاه فقط باید برای یک نفر استفاده شود.
- از دستگاه فقط با تنظیمات مناسب برای نوع پوستتان استفاده کنید. استفاده با تنظیماتی بیشتر از مقدار توصیه شده می تواند احتمال بروز واکنش های پوستی و عوارض جانبی را افزایش دهد.
- هرگز از هوای فشرده، پدهای شستشو، مواد شوینده ساینده یا مایعات ساینده مانند بنزین یا استون برای تمیز کردن این دستگاه استفاده نکنید.
- نور پراکنده ایجاد شده توسط دستگاه برای چشم ها ضرری ندارد. هنگام استفاده از دستگاه داخل فلش را نگاه نکنید. لازم نیست در حین استفاده از عینک مخصوص استفاده کنید. از دستگاه در اتاقی که نور مناسب دارد استفاده کنید تا چشم های شما در اثر نور خیره نشود.
- برای آزمایش یا تعمیر دستگاه، همیشه به مراکز خدمات مجاز Philips مراجعه کنید. تعمیر توسط افراد غیرمجاز ممکن است سبب ایجاد وضعیت خیلی خطرناک برای کاربر شود.
- وقتی دستگاه روشن است هرگز آن را به حال خود رها نکنید. همیشه بعد از استفاده دستگاه، آن را خاموش کنید.
- اگر هرکدام از شرایط موجود در بخش «چه کسی نباید از Lumea استفاده کند؟ موارد منع استفاده در موردتان صدق کرد، از دستگاه استفاده نکنید.
- برنزه کردن پوست یا تابش طبیعی یا مصنوعی نور خورشید ممکن است بر حساسیت و رنگ پوست تأثیر بگذارد. برای تعیین تنظیم شدت نور مناسب، یک تست پوست انجام دهید.
- قبل از استفاده از Lumea، پوستتان را تمیز کنید و حتماً موی آن را بزنید، پوستتان را کامل خشک کنید تا هیچ نقطه چربی روی آن نباشد.
- در هر نوبت بیش از یک بار روی یک نقطه خاص پوست از دستگاه استفاده نکنید. این کار باعث بهبود عملکرد و کارایی دستگاه نمی شود، اما ممکن است باعث ایجاد واکنش های پوستی شود.
- استفاده از Lumea هرگز نباید دردناک باشد. اگر احساس ناراحتی کردید، میزان شدت نور را کاهش دهید.

میدان های الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips با تمام استانداردها و قوانین مرتبط در رابطه با قرار گیری در معرض میدان های الکترومغناطیسی مطابقت دارد.

- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از قبیل کودکان) که ناتوانی جسمی، حسی یا ذهنی دارند در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه تحت نظارت از آن استفاده کنند یا نحوه استفاده از دستگاه توسط شخص مسئول به آنها آموزش داده شده باشد.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.
- این دستگاه برای کودکان زیر 15 سال مناسب نیست. نوجوانان بین 15 تا 18 سال می توانند با رضایت و/یا کمک والدین یا سرپرست قانونی خود از این دستگاه استفاده کنند. افراد 18 سال و بالاتر می توانند به اختیار خود از دستگاه استفاده کنند.
- همیشه قبل از استفاده از دستگاه آن را بررسی کنید. اگر دستگاه یا آداپتور آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید.
- اگر فیلتر UV درجه خروج نور شکسته است، از دستگاه استفاده نکنید.
- هیچ بخشی از آداپتور یا سیم را تغییر ندهید و جدا نکنید زیرا باعث ایجاد شرایط خطرناک می شود.
- نواحی که باید اصلاح شوند را با مداد یا خودکار علامت گذاری نکنید. اینکار می تواند موجب سوختگی پوست شود.
- اصلاح موها به کمک تابش نور ممکن است در بعضی افراد باعث افزایش رشد موها شود. بر اساس داده های فعلی موجود، گروه هایی که بیشتر در معرض این واکنش قرار دارند خانم های مدیترانه ای، خاورمیانه و جنوب آسیا هستند که اصلاح را روی پوست و گردن انجام می دهند.
- درجه خروج نور ممکن است بعد از استفاده بسیار داغ شود. تا وقتی درجه خروج نور خنک نشده است، به بخش داخلی آن دست نزنید.
- این دستگاه با برق کار می کند. برای کارکرد دستگاه لازم است آداپتور را به پریز برق وصل کنید. برای اطمینان از عملکرد ایمن، این دستگاه عملکردهای اضافی را ارائه می کند و نباید از نوع دیگری از آداپتور برای آن استفاده کرد. فقط از منبع برق جداشدنی ارائه شده همراه با این دستگاه (S036NV2400150) استفاده کنید (به نماد مراجعه کنید).



توجه: اگر متوجه شدید نسبت به دفعه قبل رنگ پوستتان تغییر کرده است (مثلاً در اثر برنزه شدن)، توصیه می کنیم روی پوستتان تست کنید و قبل از استفاده بعدی 30 دقیقه منتظر بمانید.

برای جلوگیری از بروز آسیب

- بررسی کنید هیچ چیزی شکاف های درجه هوای دستگاه را مسدود نکرده باشد.
- هرگز فشار زیاد بر دستگاه وارد نکنید و آن را تکان ندهید یا نیندازید.
- اگر دستگاه را از مکانی بسیار سرد به مکانی بسیار گرم منتقل می کنید یا بالعکس، قبل از استفاده تقریباً 3 ساعت صبر کنید.
- دستگاه را در مکانی به دور از گرد و خاک و محل خشک نگهداری کنید.
- در حین استفاده، دستگاه را در دمای کمتر از 15 درجه سانتی گراد یا بیشتر از 35 درجه سانتی گراد قرار ندهید.
- برای اینکه آسیبی به دستگاه وارد نشود، آن را برای چند ساعت متوالی در معرض تابش مستقیم نور خورشید، نور UV قرار ندهید.

شرایط پوست

- در شرایط زیر هرگز از دستگاه استفاده نکنید:
- اگر عفونت، آگزما، سوختگی، التهاب فولیکول، زخم باز، خراش، تب خال، جراحت یا ضایعه ای در محل مورد استفاده دارید.
- بر روی پوست های آسیب دیده (دارای سوختگی یا بریدگی)، آفتاب سوخته، یا پوستی که اخیراً برنزه شده یا در آفتاب برنزه شده است.
- در نواحی که زگر می شود، بدون مشورت قبلی با پزشک از دستگاه استفاده نکنید: نواحی دارای خال، کک و مک، رگ های بزرگ، قسمت های لک دار، زخم، بخش های مشکل دار پوست. این کار باعث سوختگی و تغییر رنگ پوست می شود و در نتیجه باعث می شود که مشکلات مرتبط با پوست سخت تر قابل شناسایی باشد.
- در نواحی زیر نیز از دستگاه استفاده نکنید: روی زگیل، تاتو یا نواحی دارای آرایش دائمی.

محل های استفاده

- هرگز از این دستگاه در ناحیه های زیر استفاده نکنید:
- در اطراف چشم یا روی ابروها یا در نزدیکی ابروها.
- روی لب ها، صورت، نوک سینه، هاله دور سینه، زبانه آلت تناسلی، آلت تناسلی زنان، مقعد، داخل سوراخ بینی و گوش ها.
- مردها نباید از این دستگاه روی صورت و گردن و همچنین محل رویش موی ریش یا در محل آلت تناسلی استفاده کنند.
- در قسمت هایی که برای مدت طولانی روی آنها دئودورانت می زنید. استفاده از دستگاه باعث ایجاد حساسیت های پوستی می شود.
- روی هر قطعه مصنوعی یا در نزدیکی آن، مثل ایمپلنت های سیلیکون، محل تزریق زیر پوستی (مثل پخش کننده انسولین) یا حلقه های تزئینی متصل به پوست.

توجه: فهرست ارائه شده کامل نیست. اگر مطمئن نیستید که می توانید از این دستگاه استفاده کنید یا خیر، توصیه می کنیم با پزشکتان صحبت کنید.



مهم

خطر

- دستگاه و آداپتور را خشک نگه دارید.
- در صورت شکستن دستگاه، به هیچکدام از قسمت های داخلی آن دست نزنید تا دچار برق گرفتگی نشوید.
- آب و الکتریسیته ترکیب خطرناکی هستند. از این دستگاه در محیط های مرطوب استفاده نکنید (مثلاً نزدیک یک وان پر از آب، دوش حمام یا یک استخر پر از آب).



- اگر باردار هستید یا به نوزاد شیر می دهید هرگز از این دستگاه استفاده نکنید زیرا دستگاه بر روی زنان باردار و زنانی که به نوزادان شیر می دهند آزمایش نشده است.
- اگر هر نوع ایمپلنت فعالی در بدن دارید مانند دستگاه ضربان ساز، نورواستیمولاتور، پمپ انسولین و سایر موارد هرگز از این دستگاه استفاده نکنید.

درمان دارویی/سابقه

- در صورت مصرف هر یک از داروهای مندرج در زیر، هرگز از دستگاه استفاده نکنید:
- اگر پوست شما تحت درمان با اسیدهای آلفا هیدروکسی (AHA)، بتا هیدروکسی (BHA)، ایزوترتینوئین و اسید آزلائیک است یا در هفته گذشته این موارد را مصرف کرده اید.
- اگر در شش ماه گذشته هرگونه ایزوترتینوئین آکوتان یا راکوتان مصرف کرده اید. این اصلاح می تواند پوست را نسبت به هرگونه پارگی، زخم یا حساسیت، حساس تر کند.
- اگر از داروهای فتوسنسیتیو استفاده می کنید، جعبه دارو را بررسی کنید و اگر عنوان شده است که ممکن است حساسیت های فوتو آلرژیک واکنش های فوتوتوکسیک ایجاد کند یا اگر لازم است در طول مصرف دارو از قرار گرفتن در معرض نور خورشید دور باشید، هرگز از این دستگاه استفاده نکنید.
- اگر داروهای ضد انعقاد خون مصرف می کنید، از جمله حجم زیادی آسپرین به صورتی که نتوانید حداقل یک هفته قبل از هر جلسه کار با دستگاه، مصرف آن را متوقف کنید.
- در شرایط زیر هرگز از دستگاه استفاده نکنید:
- اگر در 3 ماه گذشته تحت پرتو درمانی یا شیمی درمانی بوده اید.
- اگر از مسکن هایی استفاده می کنید که حساسیت پوست را نسبت به گرما کم می کنند.
- اگر داروهای فرونشنان ایمنی مصرف می کنید.
- اگر در ناحیه های تحت تماس در 3 هفته گذشته جراحی داشته اید.

آسیب شناسی/اختلالات

- در شرایط زیر هرگز از دستگاه استفاده نکنید:
- اگر دیابت دارید یا مبتلا به سایر بیماری های سیستمیک یا متابولیکی هستید.
- اگر نارسایی احتقانی قلبی دارید.
- اگر بیماری های مرتبط با حساسیت به نور مانند بثورات نوری پلی مورفیک (PMLE)، کهیر خورشیدی، پورفیری و سایر موارد دارید.
- اگر قبلاً سابقه اختلالات کلژن داشته اید، از جمله سابقه تشکیل گوشت اضافی در ناحیه زخم یا اگر زخم هایتان به خوبی ترمیم نمی شوند.
- اگر در واکنش به نور فلش دچار صرع می شوید.
- اگر پوستتان نسبت به نور حساس است و به سادگی دچار جوش یا واکنش های حساسیتی می شود.
- اگر بیماری پوستی دارید مانند سرطان فعال پوست، یا اگر قبلاً سرطان پوست یا هرگونه سرطان دیگری در محل های تحت اصلاح این دستگاه داشته اید.
- اگر قبلاً سابقه بیماریهای عروقی، مانند واریسی یا اتساع عروق، در محل های تحت استفاده داشته اید.
- اگر مشکلات مربوط به خونریزی دارید.
- اگر بیماری سرکوب گر سیستم ایمنی دارید (از جمله عفونت HIV یا ایدز).

خوش آمدید

به دنیای زیبای Lumea خوش آمدید! فقط چند هفته تا رسیدن به پوستی به لطافت ابریشم فاصله دارید. Philips Lumea از فن آوری نور شدید پالسی (IPL) استفاده می کند که یکی از موثرترین روش ها در جلوگیری دائم از رشد مجدد موها است. ما در نتیجه همکاری نزدیک با متخصصین پوست مورد تأیید، از این فن آوری نوری استفاده کردیم که از آن در سالن های زیبایی حرفه ای استفاده می شود تا بتوانید راحت، موثر و ایمن در خانه از آن استفاده کنید. Philips Lumea با پوست شما مهربان است و با شدت نوری که برایتان مناسب است، راحتی و اصلاح کارآمد را تجربه می کنید. موهای زائد را دیگر نخواهید دید. از اینکه هیچ موی زائدی ندارید لذت ببرید و هر روز احساساس و ظاهری فوق العاده داشته باشید.

برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً به www.philips.com/lumea بروید و ویدیوهای آموزشی توصیه متخصصین و سؤال های متداول و همچنین نحوه استفاده از Lumea به بهترین شکل را ببینید.

نمای کلی دستگاه (تصویر 1)

- 1 دریچه خروج نور همراه با فیلتر UV داخلی
- 2 سر مخصوص بدن
- 3 منعکس کننده داخل سر مخصوص
- 4 سیستم ایمنی داخلی
- 5 سطوح تماس الکترونیکی
- 6 دکمه فلش
- 7 دریچه سطوح تماس الکترونیکی
- 8 دکمه روشن/خاموشی
- 9 چراغ های شدت نور (1-5)
- 10 چراغ «آماده برای فلش زدن»
- 11 دریچه های هوا
- 12 سوکت دستگاه
- 13 آداپتور
- 14 فیش کوچک
- 15 کیف مخصوص (نمایش داده نمی شود)

چه کسی نباید از Lumea استفاده کند؟ موارد منع استفاده

شرایط کلی

- هرگز از این دستگاه بر روی پوست نوع 5 یا 6 استفاده نکنید (اگر پوستتان خیلی کم آفتاب سوخته می شود یا هرگز نمی شود). در این صورت خیلی احتمال دارد پوستتان واکنش نشان دهد، مانند زیاد یا کم شدن رنگ دانه های پوست، قرمزی شدید یا سوختگی.

توجه: برای بررسی اینکه با توجه به رنگ پوستتان امکان استفاده از دستگاه وجود دارد یا نه، به جدول رنگ پوست شماره ۲ در صفحه تاحورده مراجعه کنید.



المشكلة	السبب المحتمل	الحل
التفاعلات الجلدية تدوم فترة أطول من الطبيعي بعد المعالجة.	الجهاز غير مناسب لنوع بشرتك.	لا تستخدم الجهاز مطلقاً إذا كانت بشرتك من نوع VI أو V بدرجة لون أسود مائل للبيني أو أغمق.
نتائج المعالجة غير مرضية.	لقد استخدمت إعداد كثافة ضوء عالٍ جداً بالنسبة لك.	اختاري كثافة أقل في المرة القادمة. انظري الفصل "استخدام فيليبس لوميا"، القسم "تحديد كثافة الضوء المناسبة".
لم تقم بجعل الجهاز يومض في منطقة مجاورة للمنطقة التي قمت بمعالجتها من قبل.	لقد استخدمت إعداد كثافة ضوء منخفض جداً بالنسبة لك.	حدد إعداد أعلى في المرة القادمة.
الجهاز غير فعال على لون شعر الجسم الخاص بك.	يجب إصدار الوميض على فترات قريبة من بعضها البعض.	إذا كان لديك شعر أشقر فاتح، أشقر أو شعر أحمر، فلن تكون المعالجة فعالة.
أنت لا تستخدم الجهاز بالمعدل الموصى به.	إزالة جميع الشعيرات بشكل ناجح، ننصحك باتباع الجدول الزمني الموصى به للمعالجة. يمكنك تقليل الوقت بين المعالجات، ولكن لا تقم بالمعالجة أكثر من مرة واحدة كل أسبوعين.	استمر في استخدام الجهاز لمدة 6 أشهر على الأقل، حيث قد يستمر نمو الشعر في الانخفاض على مدى هذه الفترة.
النيضي المكثف (IPL).	أنت تستجيب ببطء لمعالجة تقنية الضوء	لا يحتوي ملحق الجسم على زجاج/مرشح/نافذة.
ملحق الجسم الخاص بي لا يحتوي على زجاج/مرشح/نافذة مدمجة.	هذا أمر طبيعي.	لا يحتوي ملحق الجسم على زجاج/مرشح/نافذة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تواجهها مع الجهاز. إذا تعذر عليك حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، فقم بزيارة الموقع www.philips.com/support للحصول على قائمة بالأسئلة المتداولة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لبلدتك.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
يصبح الجهاز/المحول دافئًا أثناء الاستخدام	هذا أمر طبيعي.	لا يلزم اتخاذ أي إجراء.
لا يضيء ضوء "الاستعداد للوميض" عندما أضع الملحق على البشرة، ولكن تعمل مروحة التبريد.	تم تنشيط الحماية من الحرارة الزائدة.	عندما يتم تنشيط الحماية من الحرارة الزائدة، تستمر المروحة في العمل. لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز، ولكن دعه يبرد لحوالي 15 دقيقة قبل مواصلة استخدامه.
لا يضيء ضوء "الاستعداد للوميض" باللون الأخضر ولكن لا يصدر الجهاز أي وميض عند الضغط على زر الوميض.	يحتاج الجهاز لإعادة التعيين.	إعادة تعيين الجهاز، قم بإيقاف تشغيله ثم تشغيله مرة أخرى.
لا يمكنني زيادة أو تقليل إعدادات كثافة الضوء/جميع مصابيح الكثافة تومض بالتناوب	يحتاج الجهاز لإعادة التعيين.	إعادة تعيين الجهاز، قم بإيقاف تشغيله ثم تشغيله مرة أخرى.
يصدر عن الجهاز رائحة غريبة.	الملحق أو زجاج المرشح متسخ.	قم بتنظيف الملحق بعناية.
لم تقم بإزالة الشعر الموجود بالمنطقة التي يتم معالجتها بشكل صحيح. قد يحترق الشعر وقد يسبب هذه الرائحة.	لم تقم بإزالة الشعر الموجود بالمنطقة التي يتم معالجتها.	قم بإجراء معالجة مسبقة للشعر قبل استخدام لوميا.
تبدو البشرة أكثر حساسية من المعتاد خلال فترة المعالجة/ أشعر بعدم ارتياح عند استخدام الجهاز.	إعداد كثافة الضوء المستخدم عال جدًا.	تحقق من تحديد إعداد كثافة الضوء الصحيح. إذا لزم الأمر، حدد الإعداد الأقل.
لم تقم بإزالة الشعر الموجود بالمنطقة التي يتم معالجتها.	لم تقم بإزالة الشعر الموجود بالمنطقة التي يتم معالجتها.	قم بإجراء معالجة مسبقة للشعر قبل استخدام لوميا.
مرشح الأشعة فوق البنفسجية الخاص بنافذة خروج الضوء معطلًا.	مرشح الأشعة فوق البنفسجية الخاص بنافذة خروج الضوء معطلًا.	إذا تعطل مرشح الأشعة فوق البنفسجية، فلا تستخدم الجهاز بعد الآن. اتصل بمركز رعاية المستهلك في بلدك أو بوكيل فيليبس لديك أو بمركز خدمة فيليبس.
لقد قمت بمعالجة منطقة لم يختص الجهاز بمعالجتها.	لقد قمت بمعالجة منطقة لم يختص الجهاز بمعالجتها.	لا تستخدم الجهاز مطلقًا على المناطق التالية: الوجه وداخل الشفاه وفتحة الشرج والحلمات والمنطقة المحيطة بها والشفقتين وداخل فتحتي الأنف والأنثيين وحول العينين وبالقرب من الحاجبين. يجب على الرجال عدم استخدامه على الصفن أو العنق أو الوجه.


المواصفات الفنية

SC1995 ، SC1993


تصنيف الجهد الكهربى	100 فولت - 240 فولت
تصنيف التردد	50 هرتز - 60 هرتز
تصنيف المدخلات	36 واط
الحماية ضد الصدمات الكهربائية	الفئة II
تصنيف الحماية	IP 30 (EN 60529)
ظروف التشغيل	درجة الحرارة: تتراوح ما بين +15 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية
درجة حرارة ظروف التخزين	من -25 إلى 70 درجة مئوية
رطوبة ظروف التخزين	أقل من 90% (عدم تكاثف)
ضغط التشغيل	700 هيكٲو باسكال - 1060 هيكٲو باسكال
الارتفاع	حد أقصى 3000 م
الأطوال الموجية المنبعثة	530 نانو متر - 1400 نانو متر
التعرض البصري	2.5 - 5.0 جول/سم ² ، اعتماداً على الإعدادات المختارة
الطاقة البصرية القصوى	20 جول
مدة النبض	>1.5 مللي ثانية
وقت التكرار	1 - 3.5 ثانية ، اعتماداً على الإعدادات المختارة
التجانس البصري	انحراف نسبته +/- 20% بحد أقصى من متوسط التعرض البصري في منطقة المعالجة

التنظيف والتخزين

- 1 بعد الاستخدام، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله واتركه لكي يبرد.
- 2 قم بفك الملحق.



- 3 قم بتطهير القماشة الناعمة المزودة مع الجهاز بقطرات قليلة من الماء واستخدمها لتنظيف الأجزاء التالية:
 - نافذة خروج الضوء
 - السطح الخارجي للملحق
 - العاكس بداخل الملحق
- 4 اترك جميع الأجزاء لتجف جيداً في الهواء.
- 5 قم بتخزين الجهاز في مكان جاف خالٍ من الأتربة في درجة حرارة ما بين 25- و 60 درجة مئوية.



الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يُرجي زيارة www.philips.com/support أو قراءة كتيب الضمان العالمي.

إعادة التدوير

- لا تُلقي المنتج مع النفايات المنزلية المعتادة في نهاية فترة صلاحيته، ولكن قم بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية من أجل إعادة تدويره. بقيامك بذلك فأنت تساعد في المحافظة على البيئة.

الآثار الجانبية النادرة


- الحروق أو فرط الاحمرار (حول بصيلات الشعر مثلاً) أو التورم: هذه التفاعلات نادرة الحدوث. وهي نتيجة لاستخدام كثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك. إذا لم تختفِ هذه التفاعلات في غضون ثلاثة أيام، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تتشفى البشرة تمامًا وتأكيدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- تغير لون البشرة: هذا التفاعل نادر جداً. يظهر تغير لون البشرة في حد ذاته إما على شكل بقعة داكنة (فرط التصبغ) أو بقعة فاتحة (نقص التصبغ) عن المنطقة المحيطة بها. وهذا يكون نتيجة لاستخدام كثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك. إذا لم يختفِ هذا التغير اللوني في غضون أسبوعين، فننصحك باستشارة طبيب. لا تقومي بالمعالجة على المناطق التي حدث بها تغير لوني حتى يختفي هذا التغيير وتستعيد بشرتك لونها الطبيعي.
- تعتبر عدوى الجلد نادرة للغاية ولكنها خطيرة محتملة بعد الإصابة بجرح (دقيق) أو حروق بالبشرة أو تهيج البشرة أو خلافه.
- التئسخين البشري (منطقة بنية محددة الحواف بدقة تحدث غالباً مع درجات لون البشرة الداكنة وتكون غير مصحوبة بجفاف البشرة): هذا التفاعل نادر جداً. وإذا لم يختفِ هذا التفاعل في غضون أسبوع واحد، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تتشفى البشرة تمامًا وتأكيدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- البثور (وهي تشبه الفقاعات الصغيرة على سطح البشرة): هذا التفاعل نادر جداً. إذا لم يختفِ هذا التفاعل في غضون شهر، أو عندما تصاب البشرة بعدوى، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تتشفى البشرة تمامًا وتأكيدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- التندب: غالباً ما يكون الأثر الثانوي للحروق، وقد يستغرق شفاؤه مدة تزيد عن شهر.
- التهاب الجريبات (تورم حول بصيلات الشعر مصحوب بتكوّن بثور): هذا التفاعل نادرًا ما يحدث وينجم عن بكتيريا تنفذ إلى البشرة التالفة. إذا حدث هذا التفاعل، ننصحك باستشارة طبيب لأن التهاب الجريبات قد يحتاج إلى مرهم مضاد حيوي.
- الألم المفرط: يمكن أن يحدث هذا أثناء المعالجة أو بعدها في حالة استخدام الجهاز على بشرة غير خالية من الشعر وفي حالة استخدام الجهاز بكثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك، وفي حالة توجيه الوميض إلى المنطقة نفسها أكثر من مرة واحدة، وفي حالة استخدام الجهاز على جروح مفتوحة أو التهابات أو عدوى أو وشم أو حروق أو خلافه.

العناية بعد المعالجة

بعد الاستخدام، يمكنك وضع غسول، أو كريم، أو مزيج للرائحة العرق، أو مرطب للبشرة، أو مستحضرات تجميل بأمان على المناطق التي تمت معالجتها. وإذا تعرضت لتهيج البشرة أو احمرارها بعد المعالجة، فانتظري حتى يختفي قبل استخدام أي منتج على البشرة. إذا تعرضت لتهيج البشرة بعد استخدام أحد المنتجات على البشرة، فاشطفيه بالماء.

ملاحظة: قد تحدث تفاعلات جلدية حتى عند اتباع جميع الإرشادات. وفي هذه الحالة، توقف عن استخدام الجهاز واتصلي بمركز رعاية المستهلك في بلدك.

وقت المعالجة لكل منطقة



بعد الاستخدام

تفاعلات البشرة الشائعة

قد تظهر بشرتك احمراراً بسيطاً و/أو تخدرًا، إحساسًا بالوخز أو السخونة. إن هذا التفاعل غير ضار على الإطلاق ويختفي سريعاً.


قد تتعرض لجفاف البشرة أو الحكة بسبب الحلاقة أو الجمع ما بين الحلاقة والمعالجة بالضوء. يمكنك تبريد المنطقة باستخدام كيس ثلج أو قطعة قماش ناعمة رطبة. إننا استمر الجفاف، يمكنك استخدام مرطب للبشرة غير معطر على المنطقة التي تمت معالجتها بعد مرور 24 ساعة على المعالجة.

٦ اضغط على زر الوميض لإصدار وميض. يجب أن تشعر بالدفء بسبب الوميض.

ملاحظة: إن الضوء الصادر عن الجهاز لا يضر بالعينين. لا يجب ارتداء النظارات الواقية خلال الاستخدام.


استخدم الجهاز في غرفة مضاءة جيداً لكي يصبح الضوء أقل سطوعاً بالنسبة للعينين.

٧ ضع الجهاز على المنطقة التالية المراد معالجتها. بعد كل وميض، يستغرق الجهاز ٣,٥ ثوانٍ قبل أن يصبح مستعداً للوميض مرة أخرى. يمكنك إصدار وميض عندما يضيء ضوء "الاستعداد للوميض" مرة أخرى.



٨ للتأكد من أنك قمت بمعالجة جميع المناطق، قم بإصدار الوميض على فترات قريبة من بعضها البعض. يخرج الضوء الفعال من نافذة خروج الضوء فقط، ولذلك ينبغي أن يكون هناك قدر من التداخل. ومع ذلك، تأكد من إصدار الوميض على نفس المنطقة مرة واحدة فقط. إن استخدام الوميض على المنطقة نفسها مرتين لا يعمل على تحسين فعالية المعالجة، ولكنه يزيد من مخاطر تفاعلات البشرة.

٩ عند الانتهاء من المعالجة، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الجهاز.



أنماط المعالجة: الضغط والوميض والتمرير والوميض

- فيليبس لوميا نطمين للمعالجة للاستخدام الأكثر ملاءمة على مختلف مناطق الجسم؛ نمط الضغط والوميض (متاح في SC199٥، و SC19٩٣) وهو مثالي لمعالجة المناطق الصغيرة أو المنحنية مثل الركبتين والإبطيين. فقط اضغطي على زر الوميض ثم قومي بتحريكه لإصدار ومضة واحدة.
- يوفر نمط التمرير والوميض (متاح فقط في SC199٥) الاستخدام الملائم على المساحات الكبرى مثل الأرجل. أصلي الضغط على زر الوميض أثناء تمرير الجهاز على البشرة لإصدار العديد من الومضات المتتالية.

جدول المعالجة الموصى بها

المرحلة المبدئية

بالنسبة لأول 4 إلى 5 معالجات، ننصحك باستخدام فيليبس لوميا مرة واحدة كل أسبوعين للتأكد من معالجة الشعر بالكامل.

مرحلة اللمسات الأخيرة

بعد مرحلة المعالجة الأولية (4-5 معالجات)، ننصحك بعمل لمسات أخيرة كل 4-8 أسابيع، عند رؤية نمو الشعر مجدداً. يكون ذلك للمحافظة على النتائج والاستمتاع ببشرة ناعمة لعدة أشهر. قد يختلف الوقت المستغرق بين المعالجات حسب إعادة نمو الشعر لديك وكذلك حسب مناطق الجسم المختلفة.



3/4 بني متوسط: تتعرض قليلاً لحروق الشمس،
الاسمرار بسهولة.

IV

بني داكن: تتعرض قليلاً لحروق الشمس،
الاسمرار بكل سهولة.

V

الأسود المائل للبني، تتعرض قليلاً أو لا تتعرض
لحروق الشمس، الاسمرار الداكن جداً.

VI


ملاحظة: للتحقق مما إذا كان نوع بشرتك يسمح باستخدام الجهاز، يُرجى الرجوع إلى جدول درجة لون البشرة الذي رقمه 2 في صفحة المطوية




ملاحظة: قد تتفاعل بشرتك بشكل مختلف في أيام/مناسبات مختلفة وذلك لعدة أسباب.

استعمال الجهاز


- 1 يجب تنظيف الملحق على نافذة خروج الضوء قبل الاستخدام.
- 2 أدخل المآخذ الصغير بداخل الجهاز وضع المهايئ في مأخذ توصيل الحائط.
- 3 قم بتشغيل الجهاز وحدد كثافة الضوء المناسبة لدرجة لون بشرتك.



- 4 ضع الجهاز بزاوية 90 درجة على البشرة بحيث يكون الملحق ونظام السلامة المدمج ملامسين لبشرتك..يمنع نظام السلامة المدمج حدوث وميض غير مقصود بدون ملامسة البشرة.




- 5 اضغط على الجهاز بقوة على بشرتك لضمان الملامسة الصحيحة للبشرة. ضوء "الاستعداد للوميض" في الجزء الخلفي من الجهاز باللون الأخضر للإشارة إلى إمكانية متابعة المعالجة.




استخدام فيليبس لوميا

التركيب والفك

لتركيب ملحق، فقط قم بتثبيته على نافذة خروج الضوء.




لفك ملحق، فقط قم بسحبه بعيداً عن نافذة خروج الضوء.



تحديد كثافة الضوء المناسبة

يوفر لوميا 5 درجات مختلفة لكثافة الضوء. وفقاً لنوع بشرتك ومستوى كثافة الضوء المريح بالنسبة لك، يمكنك تحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.

- 1 ارجع إلى الجدول التالي لتحديد الإعداد المناسب.
- 2 لضبط إعداد كثافة الضوء، اضغط على زر تشغيل/إيقاف تشغيل مرة واحدة أو عدة مرات حتى تصل إلى الإعداد المطلوب. تضيء مصابيح الكثافة المقابلة باللون الأبيض.
- 3 يجب ألا تشعر بأي ألم مع استخدام لوميا. إذا شعرت بعدم الراحة، فقم بخفض إعداد كثافة الضوء.
- 4 بعد الاسمرار الحديث، قم بإجراء اختبار البشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.




نوع البشرة	درجة لون البشرة	إعداد كثافة الضوء
I	أبيض؛ تتعرض دائماً لحروق الشمس، عدم الاسمرار.	4/5
II	بيج؛ تتعرض لحروق الشمس بسهولة، الاسمرار قليلاً.	4/5
III	بني فاتح؛ تتعرض لحروق الشمس بسهولة، الاسمرار ببطء إلى اللون البني الفاتح.	4/5

قبل استخدام لوميا

المعالجة السابقة للبشرة

قبل استخدام Lumea، يجب إجراء معالجة تمهيدية لبشرتك وذلك بإزالة الشعر الموجود على سطح البشرة. فهذا يسمح لأجزاء الشعر الموجودة أسفل سطح الجلد بامتصاص الضوء وضمان معالجة فعّالة. يمكنك إما حلق الشعر، تشذيبه قصيراً، نتفه أو إزالته بالشمع. لا تستخدم الكريمات المزيلة للشعر، لأن المواد الكيميائية قد تسبب تفاعلات بالبشرة.




إذا اخترت إزالة الشعر بالشمع، فالرجاء الانتظار ٢٤ ساعة قبل استخدام لوميا حتى ترتاح بشرتك. نوصي بأخذ دش قبل المعالجة لضمان إزالة جميع البقايا المحتملة للشمع عن البشرة

١. قم بالمعالجة السابقة للمناطق التي تريد معالجتها باستخدام لوميا

٢. قم بتنظيف البشرة وتأكد من أنها خالية من الشعر، جافة تماماً وخالية من أية مواد دهنية.

ملاحظة: بمجرد توقف نمو الشعر مرة أخرى، وهو ما يحدث عادةً بعد ٤ إلى ٥ معالجات، لم تعد بحاجة إلى إجراء المعالجة السابقة لبشرتك قبل استخدام الجهاز.



اختبار البشرة

عند استخدام لوميا للمرة الأولى أو بعد الاستمرار الحديث، قومي بإجراء اختبار البشرة على كل منطقة تريدين معالجتها. يكون اختبار البشرة ضرورياً للتحقق من تفاعل بشرتك مع المعالجة ولتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب لكل منطقة من مناطق الجسم.

- ١ اختاري منطقة قريبة من تلك التي تريدين معالجتها.
- ٢ قومي بتشغيل الجهاز. تأكدي من تحديد الإعداد 1.
- ٣ ضعي الجهاز على بشرتك واضغطي على زر الوميض لكي يصدر وميضاً.
- ٤ قومي بتمرير الجهاز على البشرة حتى تصلي إلى المنطقة التالية المراد معالجتها.
- ٥ قومي بزيادة الإعداد بمستوى واحد، استخدم الوميض وقومي بتمرير الجهاز إلى المنطقة التالية. كرري هذا لجميع المستويات خلال النطاق الموصى به لنوع بشرتك.
- ٦ بعد اختبار البشرة، انتظري 24 ساعة وافحصي بشرتك بحثاً عن أي تفاعل. إذا أظهرت بشرتك تفاعلاً، فاختاري الإعداد الأعلى الذي لم ينتج عنه أي تفاعل بالبشرة للاستخدام اللاحق. يجب إجراء اختبار البشرة في كل المناطق التي تريدين معالجتها.

ماذا تتوقع

بعد المعالجة الأولى مباشرةً

بعد المعالجة الأولى، قد تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لكي يسقط الشعر. في الأسابيع الأولى بعد المعالجة المبدئية، لا تزال ترى بعض الشعيرات تنمو. هذه الشعيرات هي على الأرجح تلك التي لم تكن في مرحلة النمو خلال المعالجة الأولى.

بعد المعالجة الثانية إلى الثالثة

بعد المعالجة الثانية إلى الثالثة، يجب أن تشاهد انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر. ولكن، لمعالجة جميع الشعيرات بفاعلية، يجب متابعة المعالجة وفقًا لجدول المعالجة الموصى به.

بعد المعالجة الرابعة إلى الخامسة

بعد المعالجة الرابعة إلى الخامسة، يجب أن تشاهد انخفاضًا كبيراً في نمو الشعر في المناطق التي تم معالجتها باستخدام لوميا. يجب أن تشاهد كذلك انخفاضًا في كثافة الشعر. تابع المعالجة مع المسامات الأخيرة المتكررة (كل 4 إلى 8 أسابيع) للمحافظة على النتيجة.

نصيحة خاصة بالاسمرار

الاسمرار بضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي

إن تعريض بشرتك عن عمد لضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي بهدف الحصول على اسمرار البشرة يؤثر على حساسية ولون بشرتك. لذا يجب القيام بما يلي: بعد كل معالجة، يجب الانتظار لمدة 48 ساعة على الأقل قبل الاسمرار.


- حتى بعد مرور 48 ساعة، يجب التأكد من أن البشرة التي تمت معالجتها لم يعد يظهر بها أي احمرار نتيجة للمعالجة.

- في حالة تعريض بشرتك للشمس (دون الحاجة إلى الاسمرار المتعمد) استخدم كريمًا ضد الشمس SPF 50+ على المناطق التي تمت معالجتها خلال 48 ساعة بعد المعالجة.

- بعد هذه المدة، يمكنك استخدام كريمًا ضد الشمس SPF 30+ لمدة أسبوعين. بعد الاسمرار، يجب الانتظار لمدة أسبوعين على الأقل قبل استخدام لوميا. يجب إجراء اختبار البشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.

- لا تستخدم لوميا على مناطق الجسم التي تعرضت لحروق الشمس.

ملاحظة: إن التعرض بشكل عابر أو غير مباشر لأشعة الشمس لا يتم اعتباره بمثابة الاسمرار.




الاسمرار باستخدام الكريمات


إذا قمت باستخدام لوشن الاسمرار الصناعي، فانتظر لحين اختفاء الاسمرار الصناعي تمامًا قبل استخدام الجهاز.

كيف تعمل تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)

مع تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)، تنبعث نبضات الضوء الخفيفة على البشرة ويتم امتصاصها بواسطة جذور الشعر. كلما كان الشعر أعمق لونا، كان امتصاص نبضات الضوء أفضل.




تحفز نبضات الضوء مسام الشعر على الدخول في حالة ركود. ونتيجة لذلك، يتساقط الشعر بشكل طبيعي ويتوقف نموه، ويترك بشرتك ناعمة كالحرير.




تتكون دورة نمو الشعر من مراحل مختلفة. تكون تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) مؤثرة فقط عندما يكون الشعر في مرحلة نموه. لا تكون جميع الشعيرات في مرحلة النمو في الوقت نفسه. ولهذا نوصي بالمعالجة لمدة 8 أسابيع يتبعها اللمسات الأخيرة للتأكد من معالجة جميع الشعيرات بفاعلية في مرحلة النمو.

ملاحظة: إن المعالجة باستخدام لوميا لا تكون فعالة إذا كان الشعر أشقر أو أشقر فاتح، لأن الشعر الفاتح لا يمتص ضوءاً كافياً. يمكنك فيما يلي التعرف على ألوان الشعر التي يتم معها استخدام لوميا بشكل مناسب وفعال.



ألوان شعر الجسم المناسبة

ملاحظة: للتحقق مما إذا كان لون شعر الجسم يسمح باستخدام الجهاز، يُرجى الرجوع إلى جدول لون الشعر الذي رقمه 3 في صفحة المطوية.



- هذا الجهاز مصمم لإزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه من المناطق أسفل عظام الوركين. فلا تستعمليه لأي غرض آخر. فقد يُعرضك فعل ذلك إلى حوادث خطيرة. يجب ألا يستخدم الرجال الجهاز على الوجه والرقبة بما في ذلك مناطق نمو اللحية ومنطقة الأعضاء التناسلية بأكملها.



- هذا الجهاز غير قابل للغسل. لا تغمري الجهاز أبداً في الماء ولا تشطفيه أسفل الصنبور.
- يجب أن يُستخدم هذا الجهاز من جانب شخص واحد فقط، وذلك لأسباب صحية.
- استخدم الجهاز مع الإعدادات المناسبة لنوع بشرتك فقط، حيث يمكن أن يؤدي استخدامه مع الإعدادات الأعلى عن تلك الموصى بها إلى زيادة مخاطر حدوث تفاعلات جلدية والإصابة بآثار جانبية.
- لا تستخدمي مطلقاً الهواء المضغوط أو حشوات التنظيف بالكشط أو عوامل التنظيف الكاشطة أو السوائل الشديدة مثل النفط أو الأستون لتنظيف الجهاز.
- إن الضوء المتناثر الصادر عن الجهاز لا يضر بالعينين. لا تنظري إلى الوميض أثناء استخدام الجهاز. لا يجب ارتداء النظارات الوقائية خلال الاستخدام. استخدم الجهاز في غرفة مضاءة جيداً لكي يصبح الضوء الصادر أقل سطوعاً بالنسبة للعينين.
- واحرصي دائماً على إعادة الجهاز إلى مركز خدمة معتمد من Philips لفحصه أو إصلاحه. فالإصلاح من جانب أشخاص غير مؤهلين قد ينجم عنه تعريض المستخدم إلى مواقف شديدة الخطورة.
- لا تتركي الجهاز من دون مراقبة عند تشغيله. احرصي دوماً على إيقاف تشغيله بعد الاستخدام.
- لا تستخدمي الجهاز إذا انطبقت عليك أي من الظروف الموضحة في الفصل „من الذي يجب عليه تجنب استخدام لوميا؟ موانع الاستعمال“.
- قد يؤثر استمرار البشرة بوضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي على حساسية ولون بشرتك. يجب إجراء اختبار البشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.
- قبل استخدام لوميا، ينبغي تنظيف البشرة والتأكد من أنها خالية من الشعر وجافة تماماً وخالية من أية مواد دهنية.
- لا تعالجي منطقة من البشرة أكثر من مرة في جلسة واحدة. لا يعمل هذا على تحسين فعالية المعالجة، ولكنه يزيد من مخاطر حدوث تفاعلات جلدية.
- يجب ألا تشعرين بأي ألم مع استخدام لوميا. إذا شعرتِ بعدم الراحة، فقمي بخفض إعداد كثافة الضوء.

المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

إن هذا الجهاز الذي تقدمه Philips يتوافق مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

تحذير

- هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام بواسطة الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ما لم يكونوا قد خضعوا للمراقبة أو حصلوا على الإرشادات الخاصة باستخدام الجهاز وذلك بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- هذا الجهاز غير مصمم للأطفال تحت 15 عامًا. يمكن للمراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا استخدام الجهاز وذلك بموافقة و/أو مساعدة آبائهم أو الأشخاص المسؤولين عنهم. يمكن للبالغين في سن 18 عامًا استخدام الجهاز بحرية.
- افحصي دائمًا الجهاز قبل استخدامه. لا تستخدمي الجهاز أو المهايئ في حالة تعرضهما للتلف.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان مرشح الأشعة فوق البنفسجية بنافاذة خروج الضوء معطلًا.
- لا تعدلي أي جزء في المهايئ أو السلك ولا تقطعيه حيث يتسبب ذلك في حالة خطيرة.
- لا تستخدمي أي أقلام رصاص أو حبر لوضع علامات على المناطق المراد معالجتها. فقد يسبب هذا حروقًا بالبشرة.
- يمكن لإزالة الشعر بمصادر إرسال الضوء النبضي المكثف أن تسبب زيادة في نمو الشعر لدى بعض النساء. بناءً على البيانات المتاحة حاليًا، فإن الفئات الأكثر عرضة لخطر التعرض لهذه الاستجابة هن الإناث من أصل متوسطي أو شرقي أو جنوبي آسيوي اللاتي خضعن لمعالجة على الوجه والرقبة.
- قد تصبح نافذة إخراج الضوء ساخنة للغاية بعد الاستخدام. فلا تلمسي الجزء الداخلي من هذه النافذة قبل أن تنخفض حرارتها.
- هذا الجهاز يعمل بالطاقة الكهربائية. يجب ترك المهايئ متصل بالمقبس الجداري لتشغيل الجهاز. يوفر هذا المهايئ مزايا عديدة تضمن التشغيل بأمان و يجب عدم استبداله بأي مهايئ من نوع آخر. لا تستخدمي إلا وحدة تزويد الطاقة القابلة للفصل (S036NV2400150) المقدمة مع هذا الجهاز (انظري الرمz).



ملاحظة: إذا لاحظت وجود تغير في درجة لون البشرة من آخر معالجة (بسبب عملية الاسمرار مثلاً)، ننصحك بإجراء اختبار بشرة والانتظار لمدة 30 دقيقة قبل المعالجة التالية.

لمنع التلف

- تأكدي من عدم وجود ما يعوق تدفق الهواء عبر فتحات تهوية الجهاز.
- لا تعرض الجهاز مطلقًا للصددمات الثقيلة ولا تقم بهزه أو تجعله يسقط.
- إذا نقلت الجهاز من بيئة شديدة البرودة إلى بيئة شديدة السخونة أو العكس، فانتظر لمدة 3 ساعات تقريبًا قبل استخدام الجهاز.
- احرصي على تخزين الجهاز في مكان جاف خالٍ من الأتربة.
- لا تعرض الجهاز لدرجات حرارة أقل من 15 درجات مئوية أو أعلى من 35 درجة مئوية أثناء الاستخدام.
- لمنع تلفه، لا تعرضي الجهاز لضوء الشمس المباشر أو الأشعة فوق البنفسجية لساعات طويلة.

لا تستخدمى الجهاز مطلقاً:

- إذا كنت تعاني من التهابات، أو إكزيمة، أو حروق، أو التهاب مسام الشعر، أو تمزقات مفتوحة، أو خدوش، أو هريس بسيط (قروح باردة)، أو جروح، أو تمزقات وتورم دموي في المناطق المراد معالجتها.
- لا تستخدمى الجهاز أبداً على البشرة المتهيجة (الحمراء أو المجروحة) أو المسفوعة من الشمس أو التي تعرضت للاسمرار الصناعي.
- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: أعلى الثامات، النمش، الأوردة الكبيرة، المناطق المصبغة الداكنة، الندبات، عيوب البشرة وذلك دون استشارة الطبيب. قد ينتج عن ذلك حدوث حروق أو تغير في لون البشرة، الأمر الذي يجعل تشخيص الأمراض المرتبطة بالبشرة أكثر صعوبة.
- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: على البثور، الوشم أو المكياج الثابت.

الأماكن/المناطق

لا تستخدم الجهاز مطلقاً على المناطق التالية:

- حول العينين وبجوار الحاجبين أو فوقهما.
- على الشفتين، والحلمة أو الهالة المحيطة بها، والشفرين الصغيرين، والمهبل، والدبر، وبداخل فتحتي الأنف والأذنين.
- يجب ألا يستخدم الرجال الجهاز على الوجه والرقبة بما في ذلك كل مناطق نمو اللحية، أو منطقة الأعضاء التناسلية بأكملها.
- في المناطق التي تضع عليها مزيلات الروائح التي تستمر لفترة طويلة. قد ينتج عن ذلك حدوث تفاعلات بالبشرة.
- أعلى أو بجوار أي شيء صناعي مثل أدوات السليكون المزروعة، منافذ الحقن تحت الجلد (على سبيل المثال موزع الأنسولين) أو الثقوب.

ملاحظة: هذه القائمة ليست شاملة. إذا لم تكونين متأكدة من إمكانية استخدامك للجهاز، ننصحك باستشارة طبيب.



هام خطر

- احتفظي بالجهاز والمهائى جافين.
- إذا تعرض الجهاز للكسر، فلا تلمسي أي جزء داخلي منه لتجنب التعرض لصدمة كهربائية.
- إن الماء والكهرباء يشكلان خطراً معاً. ولذا، تجنبي استخدام هذا الجهاز في بيئات رطبة (على سبيل المثال، بالقرب من حوض استحمام ممتلئ أو دش جارٍ أو حمام سباحة ممتلئ).



- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً إذا كنت حاملاً أو مرضعة حيث لم يتم اختبار الجهاز على الحوامل أو المرضعات.
- تجنبي استخدام الجهاز إذا كنت تستخدمين أية أجهزة مزروعة نشطة مثل جهاز تنظيم ضربات القلب أو المنبهات العصبية أو مضخة الأنسولين أو خلافه.

الأدوية/التاريخ الطبي

- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً إذا كنت تتناولين أيًا من الأدوية الواردة أدناه:
- إذا كان يجري معالجة بشرتك أو تمت معالجتها حديثاً على مدار الأسابيع السابقة باستخدام أحماض الألفا هيدروكسي (AHAs)، وأحماض البيتا هيدروكسي (BHAs)، والأيزوترينتون الموضعي، وحمض الأزيليك.
- إذا كنت قد تناولت أيًا من أشكال الأكتين أيزوترينتون أو الرواكين أيزوترينتون خلال الأشهر الست الأخيرة. إن هذا المعالجة تجعل بشرتك أكثر عرضة للإصابة بالتمزق والجروح والحساسية.
- إذا كنت تتناولين مواد أو أدوية لحساسية الضوء، فقومي بفحص النشرة المرفقة مع الدواء ولا تستخدمى الجهاز مطلقاً إذا كانت النشرة تنص على أن الدواء يمكن أن يسبب تفاعلات تحسس ضوئي أو تفاعلات تسمم ضوئي أو إذا كان يجب عليك تجنب التعرض للشمس خلال تناولك لهذا الدواء.
- إذا كنت تتناولين أدوية لمنع تخثر الدم، بما في ذلك استخدام الأسبرين بكثرة، على نحو لا يتيح بفترة توقف تناول الدواء بأسبوع على الأقل قبل كل معالجة.
- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً:
- إذا خضعت لعلاج إشعاعي أو كيميائي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- إذا كنت تتناولين مسكنات الألم التي تقلل من حساسية البشرة للحرارة.
- إذا كنت تتناولين أدوية كابطة للمناعة.
- إذا كنت قد خضعت لجراحة في المناطق المراد معالجتها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

الأمراض / الاضطرابات

- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً:
- إذا كنت مصابة بداء السكري أو أي من الأمراض الجهازية أو الأيضية الأخرى.
- إذا كنت مصابة بمرض احتقان القلب.
- إذا كنت مصابة بمرض مرتبط بالحساسية تجاه الضوء، مثل الطفح الضوئي متعدد الأشكال (PMLE) أو الشرى الشمسي أو البرفيرية أو خلافه.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة باضطراب كولاجيني، بما في ذلك تاريخ بتكون ندبة الجذرة أو تاريخ بضعف التئام الجروح.
- إذا كنت مصابة بالصرع مع حساسية للضوء الوامض.
- إذا كان جسمك حساساً للضوء أو يظهر به الطفح الجلدي بسهولة أو يعاني من التفاعل التحسسي.
- إذا كنت تعاني من مرض جلدي مثل سرطان الجلد النشط، أو لديك تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الجلد أو أي سرطان موضعي آخر في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة باضطراب وعائي، مثل الإصابة بالدوالي أو توسع وعائي في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كنت مصابة بأي من اضطرابات النزف.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة بمرض كابت المناعة (بما في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز).

مرحبًا بك في عالم الجمال مع Lumea! أنتِ على موعد مع التمتع ببشرة ناعمة كالحرير بعد بضعة أسابيع فقط. يستخدم فيليبس لوميا تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) وهي التقنية المعروفة بأنها إحدى الطرق الأكثر تأثيراً لمنع تكرار نمو الشعر من جديد. من خلال التعاون الوثيق مع أخصائيي الأمراض الجلدية المسجلين، اتخذنا هذه التقنية التي تعتمد على الضوء، والتي كان يتم استخدامها في الأساس في صالونات التجميل المحترفة، وذلك من أجل الاستخدام السهل والفعال بأمان في منزلك. يتميز فيليبس لوميا بأنه رقيق على البشرة ويقدم المعالجة المناسبة والفعالة مع كثافة الضوء المريرة. وداعًا للشعر غير المرغوب به. استمتعي بإحساس النعومة مع بشرة خالية من الشعر ومظهر وملبس رائعين كل يوم.

لنستفيدين بشكل كامل من الدعم الذي تقدمه فيليبس، سجّلي منتجك على موقع الويب

www.philips.com/welcome. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.philips.com/lumea

للحصول على نصيحة الخبراء، ومقاطع فيديو تعليمية، والأسئلة الشائعة، ومعرفة طريقة التمتع بأكبر استفادة من جهاز لوميا الخاص بك.

نظرة عامة على الجهاز (الشكل 1)

- 1 نافذة خروج الضوء مع مرشح الأشعة فوق البنفسجية المدمج
- 2 ملحق الجسم
- 3 العاكس بداخل الملحق
- 4 نظام السلامة المدمج
- 5 تلامس إلكتروني
- 6 زر الوميض
- 7 فتحات للتلامس الإلكتروني
- 8 زر التشغيل/الإيقاف
- 9 مصابيح الكثافة (5-1)
- 10 ضوء „الاستعداد للوميض“
- 11 فتحات الهواء
- 12 مأخذ توصيل الجهاز
- 13 المهايئ
- 14 مأخذ صغير
- 15 حقيبة (غير معروضة)

من الذي يجب عليه تجنب استخدام لوميا؟ موانع الاستعمال

الشروط العامة

- لا تستخدمي الجهاز مطلقًا إذا كانت بشرتك من نوع V أو VI (نادراً ما تتعرضين لحروق الشمس أو لا تتعرضين لحروق الشمس أبداً، مع الاسمرار الداكن جداً). في هذه الحالة، تزداد خطورة إصابتك بتفاعلات جلدية، مثل فرط التصبغ ونقص التصبغ، الاحمرار الشديد أو الحروق.

ملاحظة: للتحقق مما إذا كان نوع بشرتك يسمح باستخدام الجهاز، يُرجى الرجوع إلى جدول درجة لون البشرة الذي رقمه 2 في صفحة المطوية.



