



SC2002/00, SC2002/01



PHILIPS





ENGLISH 6
РУССКИЙ 31
TÜRKÇE 59

Table of contents

Introduction	7
Benefits	7
Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use	7
Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness	7
Gentle treatment, even on sensitive body areas	8
Cordless operation for maximum freedom and flexibility	8
Lamp does not require replacement	8
How Philips' Intense Pulsed Light technology works	8
Hair growth	8
Working principle	8
General description	8
Important	9
Danger	9
Warning	9
To prevent damage:	10
Caution	10
Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea Precision:	10
For whom is Philips Lumea Precision not suitable?	10
Contraindications	11
Never use the appliance if you are pregnant or breast feeding.	11
Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour; i.e.:	11
Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:	11
Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:	11
Never use the appliance on the following areas:	12
Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 48 hours) or fake-tanned skin:	12
Electromagnetic fields (EMF)	12
Charging	12
Preparing for use	13
Preparing treatment areas	13
Setting the light intensity	14
Recommended light intensities (1-5)	15
Important	15
Tanning advice	15
Using the appliance	16
Choosing the right attachment	16
First use and skin test	16
Subsequent use	17
Guidelines for treatment	19
Average treatment time	19
Intended treatment areas	19
Using the appliance on the legs	19
Using the appliance in the bikini area	20
Using the appliance on the underarms	20
Using the appliance on the face (upper lip, chin, sideburns)	20
How to achieve optimal results	21
Maintenance phase	21

Possible side effects and skin reactions	21
After use	22
Cleaning and maintenance	22
Storage	23
Replacement	23
Replacement parts	23
Environment	24
Removing the rechargeable batteries	24
Guarantee and service	25
Technical specifications	25
Troubleshooting	26

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/lumea.

Light-based hair removal is one of the most effective methods to treat unwanted body hair with longer-lasting results. It is different from current home hair removal methods because it significantly reduces hair regrowth. Philips has been investigating this method together with leading dermatologists for over 10 years. You can now use this innovative technology comfortably in the privacy of your own home, whenever and wherever you want.

This appliance has been specifically designed and optimised for use by women, but can be used by men as well.

Philips Lumea Precision enables treatment of unwanted hair on the whole body, including the face (upper lip, chin and sideburns), using two tailored attachments.

Philips Lumea Precision is designed for use by one person only. For more information about Philips Lumea Precision, see www.philips.com/lumea. Check our homepage regularly for updates.

Benefits

This appliance provides the following benefits:

Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use

Philips Lumea Precision uses a light-based technology called 'Intense Pulsed Light' (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal and has been in use for the last fifteen years. Philips Lumea Precision now brings this innovative technology to the comfort of your home.

Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness

This method provides you with long-lasting hair regrowth prevention and silky-smooth skin. Our studies have shown a significant hair reduction already after two treatments. Optimal results were generally achieved after four to five treatments. A reduction in hair density is visible from treatment to treatment. How fast the effect becomes visible and how long the results last varies from person to person. For more information, see section 'How to achieve optimal results' in chapter 'Using the appliance'.

Gentle treatment, even on sensitive body areas

Philips Lumea Precision has been developed in close cooperation with leading dermatologists for an effective and gentle treatment, even on the most sensitive body areas and the face.

Cordless operation for maximum freedom and flexibility

Because the appliance runs on rechargeable batteries, it is portable and can be used anywhere.

Lamp does not require replacement

Philips Lumea Precision is equipped with a high-performance lamp which does not require replacement. This lamp can generate over 80,000 flashes and should enable you to continuously maintain results for more than 5 years* while saving money on expensive replacement lamps.

*Based on average usage scenario and recommended treatment regime for one user.

How Philips' Intense Pulsed Light technology works

Hair growth

Hair growth rates differ from person to person, depending on age, metabolism and other factors. However, everyone's hair normally grows in 3 phases.

1 Growing phase (anagen phase)


The hair grows actively from the root. In this phase the concentration of melanin is highest. Melanin is responsible for the pigmentation of the hair. Melanin concentration is also the determining factor for the efficacy of this method. Only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light.

2 Degradation phase (catagen phase)

Hair growth stops and the root shrinks before the hair sheds.

3 Resting phase (telogen phase)

The old hair separates from its hair follicle and sheds. The follicle remains at rest until the biological clock tells it to become active again and grow a new hair.



Working principle

The appliance works by heating up the hair and root beneath the skin. The melanin in the hair and hair root absorbs the released light pulses. The darker the colour of the hair, the more light can be absorbed. This process stimulates the hair to go into the resting phase.

The hair now sheds naturally and the hair growth is inhibited. Hairs can take one or two weeks to shed. Optimal hair removal cannot be obtained with a single session, since only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light. During a treatment, hairs on the treated area are usually in different stages of the hair growth cycle. To effectively treat all hairs you have to repeat the treatment every two weeks for a few times. An integrated optical filter ensures that no UV light reaches the skin and guarantees that the appliance is safe for the skin.

General description (Fig. 2)

- A Light exit window with integrated UV filter
- B Attachments
- 1 Body attachment (suitable for all body areas below the neck)

- 2 Precision attachment (suitable for all body areas, including upper lip, chin and sideburns)
- C Metallic frame inside the attachment
- D Safety system (safety ring with contact switches)
- E Flash button
- F Intensity lights (1- 5)
- G ▲ Intensity increase button
- H ▼ Intensity decrease button
- I Charging light and battery low indication
- J On/off button
- K 'Ready to flash' light
- L Appliance socket
- M Adapter
- N Small plug
- O Air vents
- Also included: case (SC2002/00) or pouch (SC2002/01) and cleaning cloth

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger



- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).
- Keep the appliance and the adapter dry.
- If the appliance is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Never insert any objects into the appliance.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the appliance with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults from 19 years and older can use the appliance freely.
- Only charge the appliance with the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.

- Do not use the appliance if the UV filter of the light exit window is broken.
- Do not use the precision attachment if its reddish glass is broken.

To prevent damage:

- Make sure nothing obstructs the air flow through the ventilation slots.
- Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Store the appliance in the case or pouch so that it does not become dusty.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on. Always switch off the appliance after use.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for several hours.
- Do not flash against any other surface than the skin. This can cause severe damage to the attachments and/or the light exit window. Only flash when the appliance is in contact with skin.

Caution

- Never use the appliance around the eyes and near the eyebrows to avoid the risk of eye damage.
- Use this appliance only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- This appliance is only intended for removing unwanted body hair from areas below the cheek bones with the two attachments supplied. Do not use it for any other purpose.

Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea Precision:

- Do not expose the appliance to temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- The appliance is equipped with a built-in overheat protection. If the appliance overheats, it does not flash. Do not switch off the appliance, but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue with your treatment.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Never use the appliance in any of the cases mentioned in the section 'Contraindications'.

For whom is Philips Lumea Precision not suitable?

Philips Lumea Precision is not designed for everyone. If any of the following is true for you, then this appliance is **not** suitable for you to use!

Contraindications

Never use the appliance if you are pregnant or breast feeding.

Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour, i.e.:

- If your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white, grey or red.
- If you are of skin type VI (you rarely or never get sunburnt and you tan very darkly; your skin colour is brownish black or darker). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as strong redness, burns or discolourations, when you use Philips Lumea Precision.

Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:

- If you have a skin disease such as active skin cancer; you have a history of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated.
- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- If you have had surgery in the areas to be treated.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta- Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane® or Roaccutane® in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are on painkillers, which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the appliance if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.
- If you take immunosuppressive medications.

Never use the appliance on the following areas:

- Around the eyes and near the eyebrows.
- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- Men must not use it on the scrotum and face.
- Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin colour; which makes it potentially harder to identify skin-related diseases (e.g. skin cancer).
- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and a change in skin colour.
- On areas, where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 48 hours) or fake-tanned skin:

- All types of tanning can influence the safety of the treatment. This applies to exposure to natural sunlight as well as artificial tanning methods, such as tanning lotions, tanning appliances etc. If you are tanned or are planning to tan, see chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice'.

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the appliance we advise you to consult a doctor.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Charging

Fully charge the batteries before you use the appliance for the first time and when the batteries are empty. Fully charging the batteries takes up to 1 hour and 40 minutes.

Charge the appliance when the charging light lights up orange during use to indicate that the battery is low. When this happens, the remaining capacity is at least 30 flashes.

Fully charged batteries provide at least 320 flashes at light intensity 5. Fully charge the appliance every 3 to 4 months, even if you do not use the appliance for a longer time.



Charge the appliance in the following way:

1 Switch off the appliance.



2 Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.

- The charging light flashes green to indicate that the appliance is charging.
- When the batteries are fully charged, the charging light lights up green continuously.

Notes:

- The adapter and the appliance feel warm during charging. This is normal.
- You cannot use the appliance during charging.
- This appliance is equipped with battery-overheat protection and does not charge if the room temperature exceeds 40°C.

Never cover the appliance and adapter during charging.

3 After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

Preparing for use

For optimal results and greatest effect, prepare the areas on which you intend to use the appliance in the manner described below.

Preparing treatment areas


1 Shave the areas you intend to treat as long as you still experience hair regrowth.

Note: If your last depilation method involved removing hairs by the roots (e.g. epilating, waxing etc.), wait until you notice significant hair regrowth before you use Philips Lumea Precision. Do not use depilatory creams instead of shaving.

Please note that treatment on unshaved or improperly shaved areas has a number of undesired effects:

- The light exit window and attachment may become contaminated with stray hairs and dirt. A contaminated light exit window and attachment can reduce the life and efficacy of the appliance. In addition, burns or black spots that appear on the light exit window and attachments due to contamination can cause the treatment to become painful or cause skin reactions like redness and discolouration.
- Hairs on your skin can burn, which can result in an unpleasant smell.

2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances (e.g. present in cosmetic products like deodorants, lotions, perfumes, tanning creams and sunscreens).



- 3** Check the appliance, especially the light exit window and attachment, for trapped hair, dust and fibres. If you see any contamination, clean the appliance according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.

Notes:

- If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive and the light treatment may sometimes feel uncomfortable.
- Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4-5 treatments, you no longer have to shave before you use the appliance.

Setting the light intensity

Philips Lumea Precision is an appliance developed for consumer use at home and therefore not comparable with professional light-based appliances with respect to pain sensation. The pulses of light delivered by Philips Lumea Precision are gentler than those from professional appliances and therefore you can expect a **convenient** and **effective** treatment. You have to adjust the light intensity to your skin and body hair colour and to a level you find comfortable.

The recommended light intensities table below helps you to establish the right light intensity.

- 1** Consult the table below to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour and to check if this method is suitable for you (if it is not, this is indicated with x in the table).
- 2** Each body area and possibly even parts of a body area may require a separate appropriate light intensity according to the recommended light intensities table below. The method is more effective at higher intensities, but you should reduce the light intensity if you experience any pain or discomfort.

Persons with darker skin run a higher risk of skin irritation because their skin absorbs more light. Therefore lower intensities are recommended for persons with darker skin.

The light pulse can feel warm or hot on the skin but should never be painful. To prevent skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Recommended light intensities (1-5)

In the table below, 'x' means that the appliance is not suitable for you.

Skin colour and characteristics:	White (always sunburn, no tanning)	Beige (easy sunburn, minimal tanning)	Light brown (sometimes sunburn, good tanning)	Mid brown (rarely sunburn, fast and good tanning)	Dark brown (rarely sunburn, very good tanning)	Brownish black and darker (rarely sunburn, very dark tanning)
Body hair colour:						
dark blond/light brown/brown/dark brown/black	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
white/grey/red/light blond	x	x	x	x	x	x

Important

To check whether Philips Lumea Precision is suitable for you, see section 'For whom is Philips Lumea Precision not suitable?'.

If your skin has been exposed to natural sunlight or an artificial tanning method, it may be darker than during the previous treatment. Check the table above to determine which settings are suitable for your skin colour.

Tanning advice**Sun exposure before treatment**

- Wait at least 48 hours after sunbathing before you use the appliance. Sunbathing can cause skin to darken (tan) and/or can cause sunburn (reddening of the skin).
- After these 48 hours, check the skin for any remaining sunburn. Do not use Philips Lumea Precision as long as sunburn persists.
- When the sunburn has disappeared, perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity.
- If your skin is tanned, perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity. A failure to do so causes a risk of developing skin reactions after treatment with Philips Lumea Precision.

Sun exposure after treatment

- Wait at least 24 hours after treatment before you expose treated areas to the sun. Even after 24 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore before you expose it to the sun.
- Cover treated areas when you go out into the sun or use a sunblock (SPF 30+) in the two weeks after treatment.
- Exposing treated areas to sunlight without protection immediately after treatment can increase the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Tanning with artificial light

- Follow the instructions in 'Sun exposure before treatment' and 'Sun exposure after treatment' above.

Tanning with creams

- If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has fully disappeared before you use Philips Lumea Precision.


Note: For more details on unwanted skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Using the appliance

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour. Use the appliance in a **well-lit** room; this reduces the perceived brightness of the flash. Shave the area you intend to treat before you use the appliance (see chapter 'Preparing for use', section 'Preparing treatment areas').

If the treatment becomes intolerably painful at any point in time, reduce the light intensity setting until the treatment is comfortable again. If you notice skin reactions stronger than slight redness, stop the treatment immediately and read section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter.


Choosing the right attachment



- Body attachment

The body attachment can be used to treat unwanted body hair on all body areas below the neck (for exceptions, see chapter 'Important', section 'Contraindications'). The body attachment can cover an area of 3cm and is ideal to treat large areas efficiently.

Do not use the body attachment on the face.



- Precision attachment

The precision attachment includes an extra integrated light filter and can be used to treat unwanted facial hair on the upper lip, chin and sideburns. It may also be used on other sensitive areas on the body, such as underarms and bikini area or hard-to-reach areas.

Never use around the eyes and near the eyebrows.

First use and skin test

- 1 Choose the attachment appropriate for the area you intend to treat.
- 2 Choose an area close to the area you intend to treat.



Note: Before you use the appliance on the upper lip, chin or sideburns, choose a mole- and hair-free area below your ear to perform the skin test.



- 3 Press the on/off button to switch on the appliance.
- The appliance always starts automatically at the lowest setting.



- 4 Apply one flash at the lowest recommended intensity for your skin type (for instructions on how to release a flash, see steps 6 to 9 of section 'Subsequent use' in this chapter).
- 5 As long as it feels comfortable (not painful), increase the setting by one level within the recommended range for your skin type and apply one flash for each setting. Do not apply more than one flash on the same spot.
- 6 After the skin test, wait for 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

When you use the appliance for the first time, we advise you to perform a skin test on the area to be treated to check your skin's reaction to the treatment and to get accustomed to light-based treatment.

Subsequent use




- 1 Before every treatment, clean the attachments, the light exit window and the metallic frame inside the attachments of Philips Lumea Precision. For more information see chapter 'Cleaning and maintenance'.
- 2 Choose the attachment appropriate for the area you intend to treat.
- 3 Press the on/off button to switch on the appliance.

Note: It is normal that the appliance and the attachment become warm during use.




- 4** Start each treatment by selecting the light intensity very carefully, based on your skin's sensitivity and on how comfortable treatment feels.


Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter for more information.



- 5** Press the **▲** button to increase the intensity. To lower the intensity, press the **▼** button.
► Every time you press the button, the corresponding intensity light starts to flash. This takes a few seconds.




- 6** Place the appliance in a 90° angle on the skin so that the attachment and the safety ring are in contact with the skin.




- 7** Press the safety ring fully onto the skin with slight pressure.

Note: The safety ring has contact switches that together are the safety system of the appliance. This safety ring prevents unintentional flashing without skin contact.



- The 'ready to flash' light on the back of the appliance lights up green when all contact switches of the safety ring are in contact with the skin and the device is charged. This may take up to 3.5 seconds.

Tip: For easier use, stretch the area of skin you want to treat. On areas with softer skin, you may need to exert more pressure on the appliance to push in all contact switches.



8 Press the flash button to release a flash.

Note: The visible light produced by the appliance is the reflection of the flash on the skin and is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use.

9 Let go of the flash button after the appliance has flashed.

10 For the next flash, repeat steps 6 to 9. After each flash it takes up to 3.5 seconds until the appliance is ready to flash again.

Do not treat exactly the same area multiple times during one session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.

11 To avoid untreated areas, always make sure there is some overlap with the previously treated area when you place the appliance on the skin. The effective light only comes out of the light exit window. Make sure the flashes are produced close to each other.

12 Switch off the appliance after you have finished the treatment.

13 Check the light exit window and the attachment for hairs and dirt and clean the appliance after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Guidelines for treatment

Average treatment time

Area	Approx. treatment time	Recommended attachment
Underarms	1.5 minutes per underarm	Body/Precision attachment
Bikini line	1.5 minutes per side	Body/Precision attachment
Entire bikini area	5 minutes	Body/Precision attachment
One lower leg	12 minutes	Body attachment
One full leg	20 minutes	Body attachment
Upper lip/ chin/ sideburns	1 minute	Precision attachment

Note: The average treatment times above have been observed during research and tests. Individual treatment times may vary from person to person.


Note: Fully charged batteries offer at least 320 flashes at intensity 5. How long you can use the appliance depends on the size of the area to be treated and the intensity setting used.

Intended treatment areas

The appliance is intended to treat unwanted hairs from the upper lip, chin, sideburns, underarms, arms, stomach, bikini area and legs.

Using the appliance on the legs

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your legs.



- You can move the appliance up and down or across the leg, whichever is more convenient to you.

Note: Bony areas like shinbone and ankles are more sensitive than other areas of the body. When you press the attachment hard onto these areas, the skin can be more susceptible to skin reactions, such as skin irritation and redness. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter. Press the attachment onto the skin just hard enough to make the 'ready to flash' light go on, but not harder.

Tip: The appliance may leave imprints on the skin in the treated areas. These imprints may show you where you can make the treated areas overlap.

If you use the appliance to treat both your lower and upper legs, you may have to recharge the appliance during the treatment. This is normal. How long you can use the appliance depends on the size of the treatment area and the intensity setting used.

Tip: Many users combine leg treatments with other activities around the house such as watching TV or listening to music. You can also try this to make the experience more enjoyable and relaxing.

Using the appliance in the bikini area

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your bikini area.

In principle, Philips Lumea Precision is safe and gentle enough for treatment of the entire bikini area (e.g. for 'Brazilian' or 'Hollywood' style). Use a lower setting on darker pigmented, more sensitive skin in the bikini area. Do not use the appliance on inner labia, vagina and anus. Men who wish to treat their pubic area must not use the appliance on the scrotum.

Note: For hygienic reasons, always clean the attachment used before you start treating another body area.

Using the appliance on the underarms

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your underarms.

Make sure you remove any deodorant, perfume, cream or other skin care product from your underarms before treatment.

Tip: To achieve optimal results on your underarms, stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light. Raise your arm and place your hand in your neck to stretch the skin in the underarm area. In this way the safety ring can be pressed more easily onto the skin, which makes the treatment easier to perform.

Note: The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is unpleasant, close your eyes when you release a flash.

Using the appliance on the face (upper lip, chin, sideburns)

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your face (upper lip, chin, sideburns).





Always use only the **precision attachment** to treat the upper lip, chin and sideburns. Never use the appliance around the eyes or near the eyebrows. When you treat your upper lip, chin or sideburns, make sure you do not expose your face to direct sunlight in the 24 hours following the treatment. Apply a sunblock (SPF 30+) after the treatment for the next two weeks when you expose your face to direct sunlight.

Tip: To achieve optimal results on your upper lip, chin and sideburns stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light.

Tip: Because of the contours of the jaws, it may be difficult to bring the safety ring into full contact with the skin and to release a flash. Put your tongue between your teeth and upper lip or puff up your cheeks to make this easier.

Tip: The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is unpleasant, close your eyes when you release a flash.

How to achieve optimal results

- It is normal that hairs are still visible after the first few treatments (see chapter 'Introduction', section 'Working principle' for more information).
- To remove all hairs successfully and prevent the hair follicle from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. Your skin should be smooth and hair-free by then. Please read section 'Maintenance phase' to find out how you can keep these results.

Maintenance phase

- To ensure that your skin stays smooth and hair-free, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.

Possible side effects and skin reactions

Common skin reactions:

- Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.
- A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor.
- Dry skin and itching may occur because of the combination of shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a few days. You can cool the area with an ice pack or a wet facecloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturiser on the treated area 24 hours after the treatment.

Rare side effects:

- Burns, excessive redness and swelling: these reactions occur very rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discolouration: this occurs very rarely. Skin discolouration manifests itself as either a darker or lighter patch than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If the discolouration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discoloured areas until the discolouration has disappeared and your skin has regained its normal skin colour.
- Skin infection and inflammation: This occurs very rarely and may be caused by using the appliance on wounds or cuts that resulted from shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the appliance on unshaved skin, if you use the appliance at a light intensity that is too high for your skin colour; if you flash the same area more than once and if you use the appliance on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. See chapter 'Important', section 'Contraindications' for more information.

After use

- Do not apply any perfumed cosmetics to the areas treated immediately after treatment.
- Do not use deodorant immediately after treating the underarms. Wait until any skin redness has disappeared completely.
- See chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice' for information about sun exposure and artificial tanning.

Cleaning and maintenance

To ensure optimal results and a long life for the appliance, clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment. The appliance loses its effectiveness if you do not clean it properly.



Never clean the appliance or any of its parts under the tap or in the dishwasher.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.


Never scratch the light exit window or the metallic frame inside the attachments.

Note: Make sure that the contact switches of the safety ring do not get congested with dirt.

Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the light exit window or the attachments.

1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.

Note: The light exit window becomes hot during use. Make sure it has cooled down before you clean it.




2 To remove the attachment, put your fingers in the recesses at the top and bottom and pull gently. The attachment should come off easily.

3 Moisten the soft cloth supplied with the appliance with a few drops of water and use it to clean the following parts:

- the light exit window
- the outside surface of the attachments
- the metallic frame inside the attachments
- the reddish filter glass inside the precision attachment

Note: If water does not clean effectively, use a few drops of high-percentage alcohol to clean the parts mentioned above.

Note: A contaminated light exit window and/or attachment can look like this picture. Make sure you clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment according to the instructions in this section.



Tip: If it is no longer possible to clean the edges of the attachments with the enclosed cleaning cloth, use a cotton bud instead. Make sure that no fluff or fibres stay behind on the attachments or on the light exit window.

4 If necessary, clean the outside of the appliance with the dry soft cleaning cloth supplied with the appliance.

Storage

- 1** Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.
- 2** Clean the appliance before you store it.
- 3** Put the appliance in the case or pouch supplied.
- 4** Store the appliance in a dry place at a temperature between 0°C and 60°C.

Replacement

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support.

If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country.

Replacement parts

The following replacement parts are available:

- Body attachment
- Precision attachment
- Adapter
- Case or pouch

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.




- The built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Always remove the batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way.


Removing the rechargeable batteries

Only remove the rechargeable batteries if they are completely empty.


- 1 Insert an awl or another pointed tool into the bottom cap of the appliance and pry off the bottom cap.




- 2 Undo the two screws in the bottom of the handle with a screwdriver.




- 3 Remove the bottom part of the handle and cut the two wires that connect the bottom part to the appliance.






- 4** Pull the battery connectors off the battery terminals with long nose pliers.



- 5** Pull the rechargeable batteries out of the appliance with long nose pliers.



- 6** Cut the two wires one at a time to ensure that no mishaps due to possible residual charge occur.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (please look for the phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Technical specifications

Model SC2002

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	7.5W
Protection against electric shock	Class II
Protection rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: +15° to +35°C Relative humidity: 25% to 95%

Model SC2002

Storage conditions	Temperature: 0° to +60°C Relative humidity: 5% to 95%
Spectrum of body attachment	>570nm
Spectrum of precision attachment	>600nm
Lithium-ion battery	2 x 3.7 Volt 1500 mAh

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country (please look for the phone number in the worldwide guarantee leaflet).

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work.	The rechargeable batteries are empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging').
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance suddenly switches off.	The rechargeable batteries are empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging').
The adapter becomes warm during charging.	This is normal.	No action required.
The charging light does not go on when I put the small plug in the appliance socket.	You have not put the adapter in the wall socket.	Insert the small plug into the appliance socket and put the adapter in the wall socket.
	The wall socket is not live.	Connect another appliance to the wall socket to check if the wall socket is live. If the socket is live but the appliance still does not charge, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The adapter is not inserted properly into the wall socket and/or the small plug is not inserted properly into the appliance socket.	Make sure the adapter is inserted properly into the wall socket and/or the small plug is inserted properly into the appliance socket.

Problem	Possible cause	Solution
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I have switched on the appliance but I cannot increase or decrease the light intensity.	The appliance has to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and then switch it on again. If you still cannot adjust the light intensity, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not go on when I place the appliance on the skin.	You have not put the attachment with safety ring properly on the skin.	Place the appliance in a 90° angle onto the skin in such a way that all contact switches touch the skin. Then check if the 'ready to flash' light is on and press the flash button.
		If this does not work, place the appliance on a part of your body where it is easy to establish full skin contact, for example on your lower arm. Then check if the 'ready to flash' light works. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The safety ring is dirty.	Clean the safety ring carefully. If you are unable to clean the safety ring properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the attachment.
The 'ready to flash' light does not go on when I place an attachment on my skin, but the cooling fan works.	The overheat protection has been activated.	When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the appliance and let it cool down for approx. 15 minutes before you continue to use it. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light is green but the appliance does not produce a flash when I press the flash button.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the 'ready to flash' light is green but the appliance still does not produce a flash when you press the flash button, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance becomes warm during use.	This is normal.	No action required.
The appliance does not show light intensity 1 when I switch it on.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch it off and on again. If the appliance still does not show light intensity 1, contact your Customer Care Centre, your Philips dealer or a Philips Service Centre.
The appliance produces a strange smell.	The attachment and/or the filter glass is dirty.	Clean the attachment carefully. If you are unable to clean the attachment properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the attachment.

Problem	Possible cause	Solution
	You have not shaved the area to be treated properly.	If there are hairs on the area to be treated, these hairs may get burnt when you use the appliance. As a result, you notice a strange smell. Shave the area to be treated properly before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	You stored the appliance in a dusty environment.	The strange smell disappears after a few flashes.
The skin feels more sensitive than usual during treatment.	The light intensity you use is too high.	Check if you have selected the right light intensity. If necessary, select a lower light intensity.
	You did not shave the areas to be treated.	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter of the light exit window is broken, do not use the appliance anymore. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I experience an unacceptable pain sensation when I use the appliance.	You did not shave the areas to be treated	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	You treated an area for which the appliance is not intended.	You must not use the appliance on your inner labia, vagina, anus, nipples, areolas, lips, inside the nostrils and ears, in the region of your eyes and eyebrows. Men must not use it on their face or scrotum.
	You have used a light intensity which is too high for you.	Reduce the light intensity to a level that is comfortable for you. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'.
	The light exit window or reddish filter glass of the attachment is broken.	If the light exit window or reddish filter glass of the precision attachment is broken, do not use the appliance with this attachment any more. Go to your dealer or a Philips service centre or contact the Consumer Care Centre to have the attachment replaced.

Problem	Possible cause	Solution
	The appliance is not suitable for your skin colour.	Do not use the appliance if you have a very dark skin. Do not use it either if your body hair is light blond, red, grey or white.
The treated areas become red after the treatment.	Slight redness is harmless and normal and disappears quickly.	No action required.
The skin reaction after the treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity which is too high for you.	Select a lower light intensity the next time. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'.
		If the skin reaction lasts longer than 3 days, contact your doctor.
The hair-removal results are not satisfactory.	You have used a light intensity which is too low for you.	Select a higher light intensity the next time.
	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', step 11.
	You do not use the appliance as often as recommended.	To remove all hairs successfully and to prevent the hair root from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. To ensure that your skin stays smooth and hair-free, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.
	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have very dark skin.

Problem	Possible cause	Solution
Hair starts to grow again in some spots on the treated areas.	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', step 11.
	Hair starts to grow again as part of the natural cycle of hair growth.	This is normal. It is part of the natural cycle of hair growth that hair starts growing again. The hairs that come back, however, tend to be softer and thinner.

Содержание

Введение	32
Преимущества	32
Адаптированная для домашнего использования технология IPL	32
Предотвращение повторного роста волос для бесконечной гладкости	33
Мягкое воздействие даже на самых чувствительных участках	33
Максимальная свобода и удобство благодаря работе от аккумуляторов	33
Лампа фотоэпиллятора не требует замены	33
Принцип работы технологии интенсивного импульсного светового излучения	33
Рост волос	33
Принцип действия	34
Общее описание	34
Важная информация	34
Опасно!	35
Предупреждение	35
Меры предотвращения повреждений	35
Внимание!	36
Во избежание сокращения срока службы фотоэпиллятора Philips Lumea Precision необходимо соблюдать следующие правила.	36
Кто не может пользоваться фотоэпиллятором Philips Lumea Precision?	36
Противопоказания	36
Запрещается использовать прибор во время беременности или кормления грудью.	36
Запрещается использовать прибор, если ваш тип кожи и/или волос не соответствует требованиям для использования прибора:	36
Запрещается пользоваться прибором при следующих заболеваниях и состояниях:	37
Запрещается пользоваться прибором при приеме следующих лекарственных препаратов:	37
Никогда не используйте прибор на следующих участках.	38
Запрещается использовать прибор на коже, обгоревшей на солнце, на коже, которая недавно (в последние 48 часов) подверглась воздействию солнечных лучей или воздействию искусственного загара:	38
Электромагнитные поля (ЭМП)	38
Зарядка	38
Подготовка прибора к работе	39
Подготовка обрабатываемых участков	39
Выбор уровня интенсивности светового импульса	40
Рекомендованная интенсивность света (1–5)	41
Важная информация	41
Советы по эпиляции при наличии загара	41
Использование прибора	42
Выбор насадки	43
Первое использование и тест на небольшом участке кожи	43
Последующие процедуры	44
Руководство по использованию прибора	46
Среднее время воздействия	46

Области применения	46
Использование прибора для эпиляции ног	46
Использование прибора в зоне бикини	47
Использование прибора в области подмышек	47
Использование прибора для удаления волос на лице (область над верхней губой, подбородок, виски)	47
Как достигнуть наилучшего результата	48
Поддерживающий уход	48
Возможные побочные эффекты и кожные реакции	48
После завершения работы	49
Очистка и уход	49
Хранение	50
Замена	51
Заменяемые детали	51
Защита окружающей среды	51
Извлечение аккумулятора	51
Гарантия и обслуживание	53
Технические характеристики	53
Поиск и устранение неисправностей	53

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/lumea.

Удаление волос при помощи светового импульса — один из наиболее эффективных методов избавления от нежелательных волос на теле, обеспечивающий длительные результаты. Он превосходит существующие методы удаления волос, используемые в домашних условиях, благодаря значительному сокращению повторного роста волос. Компания Philips в сотрудничестве с ведущими дерматологами занималась исследованием этого метода более 10 лет. Теперь вы можете использовать эту инновационную технологию в комфортных домашних условиях в любое время и в любом месте.

Прибор был разработан для женщин, но он также может использоваться мужчинами.

Philips Lumea Precision позволяет проводить эпиляцию на всем теле, включая лицо (область над верхней губой, подбородок и виски) с использованием двух специальных насадок.

Фотоэпилятор Philips Lumea Precision предназначен строго для индивидуального использования.

Дополнительную информацию о фотоэпиляторе Philips Lumea Precision см. на веб-сайте www.philips.com/lumea. Регулярно проверяйте наличие обновлений на главной странице.

Преимущества

Данный прибор обладает следующими преимуществами.

Адаптированная для домашнего использования технология IPL

В фотоэпиляторе Philips Lumea Precision применяется технология интенсивного светового импульса (Intense Pulsed Light, IPL), которая используется в профессиональной косметологии для удаления волос на протяжении последних пятнадцати лет. Благодаря фотоэпилятору

Philips Lumea Precision теперь вы сможете воспользоваться этой инновационной технологией в комфортных домашних условиях.

Предотвращение повторного роста волос для бесконечной гладкости

Этот метод на длительное время предотвращает повторный рост волос, и ваша кожа надолго остается гладкой как шелк. Наши исследования показали, что значительное снижение роста волос наблюдается уже после двух сеансов, а оптимальных результатов удается достичь после четырех-пяти применений прибора. С каждым новым сеансом наблюдается заметное сокращение густоты волос. Эффективность и длительность эффекта эпиляции индивидуальны. Для получения дополнительной информации см. раздел "Как достичь наилучшего результата" в главе "Использование прибора".

Мягкое воздействие даже на самых чувствительных участках

Фотоэпилиятор Lumea Precision был разработан в тесном сотрудничестве с ведущими дерматологами и обеспечивает эффективное, но в то же время мягкое воздействие даже на самых чувствительных участках тела и лица.

Максимальная свобода и удобство благодаря работе от аккумуляторов

Поскольку прибор оснащен аккумуляторами, он является портативным и может использоваться в любом месте.

Лампа фотоэпилиятора не требует замены

Фотоэпилиятор Philips Lumea Precision оснащен высокопроизводительной лампой, не требующей замены. Лампа рассчитана на 80 000 вспышек, что позволяет поддерживать кожу гладкой в течение 5 лет* и экономить на приобретении дорогостоящих ламп.

*При условии обычного применения одним пользователем в течение рекомендованных периодов времени.

Принцип работы технологии интенсивного импульсного светового излучения

Рост волос

Интенсивность роста волос индивидуальна, она зависит от возраста, обмена веществ и других факторов. Однако в норме волосы проходят три фазы роста.

1 Фаза роста (фаза анагена)


Активный рост волос от корня. В этой фазе наблюдается максимальная концентрация меланина. Меланин отвечает за пигментацию волос. Концентрация меланина также является определяющим фактором эффективности этого метода. Только в фазе анагена волосы чувствительны к световому воздействию.

2 Регрессивная фаза (фаза катагена)

Рост волос останавливается, перед выпадением волоса происходит сокращение корня.

3 Фаза покоя (фаза телогена)

Волос отделяется от фолликула и выпадает. Фолликул остается в состоянии покоя до тех пор, пока биологические часы не вернут его в активное состояние, после чего начинается рост нового волоса.



Принцип действия

Прибор удаляет волосы путем нагревания волоса и корня, находящегося под кожей. Меланин, содержащийся в волосе и его корне, поглощает световые импульсы. Чем темнее цвет волос, тем больше поглощается света. Этот процесс стимулирует переход волоса в фазу покоя.

Волос выпадает естественным образом, в дальнейший его рост прекращается. Для выпадения волос может потребоваться одна или две недели. Оптимальные результаты удаления волос не могут быть достигнуты после однократного сеанса, поскольку волосы чувствительны к световому воздействию только в фазе роста. Обычно во время эпиляции волосы находятся в разных стадиях роста. Для успешного удаления волос процедуру следует повторять раз в две недели.

Встроенный оптический фильтр предотвращает попадание УФ-лучей на кожу, обеспечивая безопасность проведения процедуры.

Общее описание (Рис. 2)

- A Стеклянный УФ-фильтр
 - B Насадки
 - 1 Насадка для тела (подходит для всех участков тела ниже шеи)
 - 2 Прецизионная насадка (подходит для всех участков тела, включая область над верхней губой, подбородок и виски)
 - C Металлическая рамка внутри насадки
 - D Система безопасности (кольцо безопасности с контактными переключателями)
 - E Кнопка подачи светового импульса
 - F Индикаторы интенсивности (1–5)
 - G ▲ — кнопка увеличения интенсивности
 - H ▼ — кнопка уменьшения интенсивности
 - I Индикатор зарядки и индикатор низкого заряда аккумуляторов
 - J Кнопка включения/выключения
 - K Индикатор готовности к подаче импульса
 - L Разъем прибора
 - M Адаптер
 - N Малый штекер
 - O Вентиляционные отверстия
- Также входят в комплект: футляр (для модели SC2002/00) или чехол (для модели SC2002/01) и очищающая салфетка

Важная информация

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

- Вода и электричество — опасное сочетание! Не пользуйтесь прибором в местах с повышенной влажностью (например, рядом с включенным душем, наполненной ванной или бассейном).
- Избегайте попадания жидкости на прибор и адаптер.
- Во избежание поражения электрическим током не касайтесь внутренних частей прибора, если он сломан.
- Запрещается вставлять в прибор посторонние предметы.

Предупреждение

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, кроме случаев, когда прибор используется под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Прибор не предназначен для детей младше 15 лет. Подростки от 15 до 18 лет должны использовать прибор с согласия и/или при помощи родителей или лиц, ответственных за их безопасность. Взрослые от 19 лет и старше могут свободно пользоваться прибором.
- Заряжайте прибор только с помощью прилагаемого адаптера.
- Не используйте прибор или адаптер, если они повреждены.
- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это опасно.
- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- Прекратите использование прибора, если стеклянный УФ-фильтр сломан.
- Прекратите использование прецизионной насадки, если красное стекло разбито.

Меры предотвращения повреждений

- Обеспечьте беспрепятственную циркуляцию воздуха через вентиляционные отверстия.
- Не встрайхивайте, не бросайте и не подвергайте прибор сильным ударам.
- При перемещении прибора из очень холодного в теплое помещение (или наоборот) подождите приблизительно 3 часа перед началом использования прибора.
- Храните прибор в футляре или чехле, это поможет защитить его от пыли.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Всегда выключайте прибор после использования.
- Не оставляйте прибор под воздействием прямых солнечных лучей или УФ-лучей в течение нескольких часов.
- При срабатывании световых вспышек прибор можно подносить только к коже. Несоблюдение данного условия может привести к серьезному повреждению насадок и/или фильтра. Включайте кнопку подачи светового импульса только при полном контакте с кожей.

Внимание!

- Чтобы избежать повреждения зрения, не подносите включенный прибор близко к глазам и бровям.
- При использовании прибора выбирайте только те настройки интенсивности, которые подходят для вашего типа кожи. Использование настроек, интенсивность которых выше рекомендованного уровня, повышает риск возникновения аллергических кожных реакций и побочных явлений.
- Данный прибор с прилагаемыми двумя насадками предназначен только для удаления нежелательных волос на теле на участках, расположенных ниже скул. Запрещается использовать его для других целей.

Во избежание сокращения срока службы фотоэпилятора Philips Lumea Precision необходимо соблюдать следующие правила.

- Температура среды при использовании прибора не должна быть ниже 15 °C или выше 35 °C.
- Прибор оснащен встроенной системой защиты от перегрева. При перегреве прибор перестает вырабатывать световые импульсы. Не выключайте прибор, дайте ему остыть в течение 15 минут, а затем возобновите процедуру.
- Для выполнения проверки или ремонта прибора обращайтесь только в авторизованный сервисный центр Philips. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной.
- Запрещается использование прибора в случаях, перечисленных в разделе "Противопоказания".

Кто не может пользоваться фотоэпилятором Philips Lumea Precision?

Фотоэпилятор Philips Lumea Precision подходит не для всех. Если хотя бы одно из следующих положений относится к вам, вы **не** можете использовать данный прибор!

Противопоказания**Запрещается использовать прибор во время беременности или кормления грудью.****Запрещается использовать прибор, если ваш тип кожи и/или волос не соответствует требованиям для использования прибора:**

- Если на обрабатываемых участках волосы светло-русые, седые, пепельные или рыжие (натуальный цвет).
- Если ваша кожа относится к VI типу (вы редко или никогда не сгораете на солнце и загораете до очень темного оттенка, ваша кожа имеет темно-коричневый или более темный оттенок). В этом случае при использовании прибора Philips Lumea Precision довольно высок риск развития кожных реакций, таких как сильное покраснение, ожоги и изменение цвета кожи.

Запрещается пользоваться прибором при следующих заболеваниях и состояниях:

- При наличии кожных заболеваний, таких как рак кожи в активной стадии; при наличии перенесенных раковых поражений кожи или других локальных раковых поражений на обрабатываемых участках.
- При наличии на обрабатываемых участках предраковых лезий или множественных атипичных родинок.
- При наличии в анамнезе нарушений коллагенообразования, включая формирование келоидов или нарушение процесса ранозаживления.
- При наличии в анамнезе заболеваний сосудистой системы, таких как варикозное расширение вен или сосудистая эктазия на обрабатываемых участках.
- При чувствительности кожи к свету и при быстром возникновении аллергических реакций.
- При наличии инфекционных заболеваний, экземы, ожогов, воспаленных волосяных фолликулов, открытых ран, царапин, герпеса, ранений, лезий или гематом на обрабатываемых участках.
- При наличии послеоперационных шрамов на обрабатываемых участках.
- При наличии эпилептических заболеваний с чувствительностью к мигающему свету.
- При наличии таких заболеваний, как диабет, туберкулезная волчанка, порфирита или застойная сердечная недостаточность.
- При наличии каких-либо нарушений свертываемости крови.
- При наличии в анамнезе заболеваний, подавляющих иммунитет (включая ВИЧ-инфекцию или СПИД).

Запрещается пользоваться прибором при приеме следующих лекарственных препаратов:

- На участках кожи, которые обрабатываются или недавно были обработаны препаратами, содержащими альфа-оксикислоты (АНА), бета-оксикислоты (ВНА), изотретиноин местного применения или азелаовую кислоту.
- В случае приема изотретиноина (Accutane® или Roaccutance®) в течение последних шести месяцев. Лечение такими препаратами может повысить склонность кожи к появлению повреждений, ран и раздражения.
- В случае приема болеутоляющих средств, уменьшающих чувствительность к теплу.
- При приеме фотосенсибилизирующих медикаментов и средств внимательно ознакомьтесь с инструкцией препарата и не используйте прибор, если в инструкции указано, что прием препарата может привести к фотоаллергической или фототоксической реакции, а также если при приеме данного препарата рекомендуется избегать солнца.
- При приеме антикоагуляционных препаратов, включая интенсивное употребление аспирина, при котором недостаточно соблюдения минимального периода вымывания (1 неделя) перед каждой процедурой.
- При приеме иммуносупрессорных препаратов.

Никогда не используйте прибор на следующих участках.

- Вокруг глаз и рядом с бровями;
- На сосках, ареолах, в области малых половых губ, влагалища, ануса, в ноздрях или ушах.
- Мужчины не должны использовать прибор в области мошонки и на лице.
- Непосредственно на или возле искусственных имплантатов, таких как силиконовые имплантаты, кардиостимуляторы, каналы для подкожного впрыскивания (система для введения инсулина) или пирсинг.
- На участках с родинками, веснушками, увеличенными венами, пигментными пятнами, шрамами, кожными аномалиями без предварительной консультации с врачом. Это может стать причиной ожога или изменения пигментации, что может затруднить диагностику кожных заболеваний (например, рака кожи).
- На бородавках, татуировках или перманентном макияже. Это может привести к ожогу или пигментации кожи.
- На участках нанесения дезодорантов длительного действия. Это может привести к аллергическим кожным реакциям. См. главу "Использование прибора", раздел "Возможные побочные эффекты и кожные реакции".

Запрещается использовать прибор на коже, обгоревшей на солнце, на коже, которая недавно (в последние 48 часов) подверглась воздействию солнечных лучей или воздействию искусственного загара:

- На безопасность процедуры может повлиять наличие загара любого типа. Это относится как к естественному солнечному загару, так и к искусственно приобретенному (при помощи лосьонов, специального оборудования и пр.). Если вы недавно загорали или собираетесь загорать/наносить средства для загара, ознакомьтесь с главой "Подготовка к использованию прибора", раздел "Советы по эпилляции при наличии загара".

Примечание Это не полный список. Если вы не уверены в том, можно ли вам использовать прибор, проконсультируйтесь с врачом.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение прибора безопасно в соответствии с современными научными данными.

Зарядка


Перед первым использованием прибора или при полной разрядке аккумуляторов его необходимо зарядить. Полная зарядка аккумуляторов занимает примерно 1 час 40 минут. Зарядите прибор, если во время использования индикатор зарядки загорается оранжевым, что указывает на низкий заряд аккумулятора. В этом случае оставшегося заряда аккумуляторов хватит как минимум на 30 вспышек.



Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает не менее 320 вспышек при использовании 5 уровня интенсивности света. Полностью заряжайте прибор каждые 3-4 месяца, даже если прибор не используется в течение длительного времени.

Зарядите прибор следующим образом:

1 Выключите прибор.



2 Вставьте маленький штекер в прибор и подключите адаптер к розетке электросети.

- Мигающий зеленым индикатор зарядки сигнализирует о том, что прибор заряжается.
- При полной зарядке аккумуляторов индикатор зарядки ровно горит зеленым.

Примечания.

- Во время зарядки адаптер и прибор нагреваются. Это нормально.
- Во время зарядки прибор использовать нельзя.
- Данный прибор оснащен системой защиты аккумуляторов от перегрева и не заряжается, если температура в помещении превышает 40 °C.

Запрещается покрывать прибор и адаптер во время зарядки.

3 После завершения зарядки извлеките адаптер из розетки электросети и отключите маленький штекер от прибора.

Подготовка прибора к работе

Для достижения оптимальных результатов и максимальной эффективности подготовьте участки, на которых вы намерены использовать прибор, как описано ниже.

Подготовка обрабатываемых участков

1 При наличии волос выберите участки, подлежащие обработке.

Примечание Если во время последней процедуры эпиляции волосы были удалены с корнем (например, при помощи эпилятора или воска), перед тем как использовать прибор Philips Lumea Precision, подождите, пока волосы отрастут. Не используйте вместо бритвя кремы-депиляторы.

При обработке участков, где волосы не были сбриты или были сбриты не полностью, возникают следующие нежелательные явления.

- Со временем на стеклянном фильтре и насадке может скопиться грязь и остатки волос. При загрязнении стеклянного фильтра и насадки сокращается срок службы и эффективность работы прибора. Кроме того, выгоревшие/черные точки на фильтре и насадках, появившиеся в результате загрязнения, могут вызывать болезненные ощущения во время эпиляции и кожные реакции, такие как покраснение и изменение цвета кожи.
- Волосы на коже могут сгортать, что вызывает неприятный запах.



- 2** Очистите кожу и убедитесь, что все волосы сбриты, затем насухо вытрите ее и удалите излишки жира и масла (которые могут быть составной частью некоторых косметических средств, таких как дезодорант, лосьон, духи и крем для/от загара).
- 3** Проверьте, не загрязнен ли прибор, особенно стеклянный фильтр и насадка, волосами, пылью или волокнами. При обнаружении загрязнения очистите прибор согласно инструкциям, приведенным в главе "Очистка и уход".

Примечания.

- Если после бритья на коже остаются ранки или повреждения, вероятно, у вас чувствительная кожа, и процедура фотоэпиляции иногда может вызывать неприятные ощущения.
- Как только волосы перестанут расти (обычно это происходит после 4—5 процедур), вам больше не нужно бриться перед использованием прибора.

Выбор уровня интенсивности светового импульса

Прибор Philips Lumea Precision разработан для домашнего использования, и по боевым ощущениям его нельзя сравнить с профессиональными приборами для фотоэпиляции. По сравнению с профессиональными устройствами прибор Philips Lumea Precision генерирует гораздо более щадящие световые импульсы, что делает процедуру **комфортной и эффективной**.

Интенсивность светового импульса устанавливается в соответствии с цветом кожи и волос на теле, а также в зависимости от индивидуальных ощущений.

Таблица с рекомендуемыми настройками интенсивности светового импульса, приведенная ниже, поможет выбрать подходящую интенсивность светового воздействия.

- 1** Чтобы определить настройки интенсивности светового импульса, наиболее подходящие для вашего цвета кожи и волос на теле, а также удостовериться в том, что данный метод эпиляции вам подходит, см. таблицу ниже (если данный метод эпиляции вам не подходит, это обозначается в таблице символом "x").
- 2** Для каждой части тела и даже для каждого отдельного участка может потребоваться определенная настройка интенсивности, которую необходимо выбрать в соответствии с таблицей, приведенной ниже. Данный способ эпиляции наиболее эффективен при использовании настроек более высокой интенсивности, однако при появлении дискомфорта или болезненных ощущений интенсивность светового воздействия необходимо снизить.

Люди с темной кожей в большей степени подвержены риску возникновения кожного раздражения, поскольку их кожа поглощает больше света. Поэтому, если у вас темная кожа, рекомендуем выбирать настройки более низкой интенсивности.

Под воздействием светового импульса на коже может появляться ощущение тепла или жара, однако процедура не должна быть болезненной. Информацию о предотвращении кожных реакций см.

в главе “Использование прибора”, раздел “Возможные побочные эффекты и кожные реакции”.

Рекомендованная интенсивность света (1–5)

В таблице ниже символ “x” означает, что прибор для вас не подходит.

Цвета и характеристики кожи:	Белый (всегда появляются ожоги, не загорает)	Бежевый (часто появляются ожоги, слабо загорает)	Светло-коричневый (иногда появляются ожоги, хорошо загорает)	Коричневый (ожоги появляются редко, кожа быстро и хорошо загорает)	Темно-коричневый (ожоги появляются редко, очень хорошо загорает)	Черно-коричневый и более темный (кожа редко/никогда не сгорает и имеет очень темный оттенок)
------------------------------	--	--	--	--	--	--

Цвет волос на теле:

темно-русые/светло-каштановые/ каштановые/темно-каштановые/ черные	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
белый/седой/ рыжий/светлый блондин	x	x	x	x	x	x

Важная информация

Чтобы определить, подходит ли вам прибор Philips Lumea Precision, см. раздел “Кто не может пользоваться фотоэпилятором Philips Lumea Precision?”.

Если вы загорали на солнце или использовали средства для искусственного загара, кожа может стать темнее, чем во время предыдущих процедур. Чтобы выбрать настройки интенсивности, подходящие для вашего цвета кожи, ознакомьтесь с таблицей выше.

Советы по эпиляции при наличии загара

Прием солнечных ванн до процедуры

- После приема солнечных ванн до использования прибора должно пройти не менее 48 часов. Солнечные ванны могут вызвать потемнение кожи (загар) и/или привести к ожогу (покраснение кожи).
- По истечении 48 часов убедитесь, что на коже нет солнечных ожогов. Прибор Philips Lumea Precision можно использовать только после того, как ожоги полностью пройдут.
- После того как исчезнут следы солнечных ожогов, выполните тест на участке кожи (см. главу “Использование прибора”, раздел “Первое использование”), на котором будет проводиться эпиляция, чтобы определить подходящий уровень интенсивности.

- Если кожа загорелая, выполните тест на небольшом участке (см. главу "Использование прибора", раздел "Первое использование"), на котором будет проводиться эпиляция, чтобы определить подходящий уровень интенсивности. Невыполнение такого теста повышает риск развития кожных реакций после использования фотоэпилятора Philips Lumea Precision.

Прием солнечных ванн после процедуры

- После проведения процедуры обработанные участки кожи можно подвергать воздействию солнечного света не менее чем через 24 часа. Но даже по истечении 24 часов необходимо проверить, не осталось ли на обработанных участках покраснений, перед тем как подвергать их воздействию солнечного света.
- Во время пребывания на солнце закрывайте обработанные участки кожи или используйте солнцезащитные средства с высоким фактором защиты (SPF 30+) в течение 2 недель после процедуры.
- Если не применять защитные меры, воздействие солнечных лучей на обработанные участки сразу после процедуры может повысить риск возникновения побочных эффектов и кожных реакций. См. главу "Использование прибора", раздел "Возможные побочные эффекты и кожные реакции".

Загар с использованием искусственного света

- Следуйте изложенным выше инструкциям в разделе "Прием солнечных ванн до процедуры" и "Прием солнечных ванн после процедуры".

Использование кремов для искусственного загара

- Если вы наносили на кожу крема или лосьоны для искусственного загара, перед использованием прибора Philips Lumea Precision дождитесь полного исчезновения искусственного загара.


Примечание Дополнительную информацию о нежелательных кожных реакциях см. в главе "Использование прибора", раздел "Возможные побочные эффекты и кожные реакции".

Использование прибора

Для определения настроек интенсивности, оптимально подходящих для вашего цвета кожи и волос, ознакомьтесь с таблицей в главе "Подготовка к использованию прибора", разделе "Выбор уровня интенсивности светового импульса". Используйте прибор в **хорошо освещенном** помещении; достаточное количество света сокращает видимую яркость вспышек. Перед использованием прибора побрейте область эпиляции (см. главу "Подготовка к использованию прибора", раздел "Подготовка обрабатываемых участков").

Если процедура становится нестерпимо болезненной в какой-либо момент, снижайте интенсивность, пока процедура снова не станет комфортной. Если вы заметили более сильную кожную реакцию, чем легкое покраснение, немедленно прекратите процедуру и прочтите раздел "Возможные побочные эффекты и кожные реакции" в этой главе.


Выбор насадки



Насадка для тела

Насадка для тела может использоваться для удаления нежелательных волос на теле на участках ниже шеи (исключения см. в главе "Важная информация", "Противопоказания"). Площадь воздействия насадки для тела составляет 3 см и идеально подходит для обработки больших участков.

Не используйте насадку для тела для удаления волос на лице.




Прецизионная насадка

Прецизионная насадка оснащена дополнительным световым фильтром и может использоваться для удаления нежелательных волос на лице: над верхней губой, на подбородке и висках. Она также подходит для удаления волос на более чувствительных участках тела, например, в области подмышек и зоны бикини или в труднодоступных местах.

Не используйте прибор в области вокруг глаз и рядом с бровями.

Первое использование и тест на небольшом участке кожи



1 Выберите насадку, подходящую для области, на которой будет проводиться эпиляция.

2 Выберите участок, расположенный рядом с областью, на которой будет проводиться эпиляция.

Примечание Прежде чем использовать прибор для удаления волос над верхней губой, на подбородке или висках, для проведения теста выберите участок кожи, на котором нет волос и родинок, расположенный ниже уха.

3 Нажмите кнопку включения/выключения для включения прибора.

Прибор автоматически начинает работу, используя настройку минимальной интенсивности.



4 Интенсивность светового импульса первой вспышки должна быть наименьшей из рекомендованных для вашего типа кожи (для получения рекомендаций, касающихся подачи светового импульса, см. шаги 6—9 в разделе "Дальнейшее использование" в этой главе).

5 Пока вы не почувствуете дискомфорта (пока не появятся болезненные ощущения), повышайте интенсивность на один уровень в границах значений интенсивности светового импульса, рекомендованных для вашего типа кожи, и выполняйте по одной вспышке для каждой настройки. Выполнять более одной вспышки на одном и том же участке нельзя.

1



- 6** После пробного использования подождите 24 часа, обратите внимание на наличие кожных реакций. В случае появления кожных реакций выберите максимальную интенсивность, при которой кожные реакции отсутствуют.

Если вы впервые используете прибор, рекомендуется выполнить тест на участке кожи, на котором будет проводиться эпиляция, чтобы проверить реакцию кожи на воздействие прибора и привыкнуть к процедуре фотоэпиляции.

Последующие процедуры



- 1** Перед каждым использованием проводите очистку насадок, стеклянного фильтра и металлической рамки внутри насадок фотоэпиллятора Philips Lumea Precision. Для получения более подробной информации см. главу “Очистка и уход”.

- 2** Выберите насадку, подходящую для области, на которой будет проводиться эпиляция.

- 3** Нажмите кнопку включения/выключения для включения прибора.



Примечание В процессе использования прибор и насадка нагреваются — это нормально.

- 4** Перед каждой процедурой тщательно подбирайте настройку интенсивности светового импульса с учетом уровня чувствительности кожи и ваших ощущений.


Существует множество причин, по которым в разное время и в разных ситуациях кожа может по-разному реагировать на воздействие прибора. Дополнительную информацию см. в разделе “Возможные побочные эффекты и кожные реакции” в этой главе.


- 5** Для увеличения интенсивности используйте кнопку ▲. Для уменьшения интенсивности используйте кнопку ▼.

- ▶ После каждого нажатия кнопки начинает мигать соответствующий индикатор интенсивности. Это занимает несколько секунд.




- 6** Установите прибор перпендикулярно к поверхности кожи, чтобы насадка и кольцо безопасности касались кожи.






- 7** Плотно прижмите кольцо безопасности к коже, слегка надавив на него.

Примечание Кольцо безопасности оснащено контактными переключателями, которые, вместе с кольцом, формируют систему безопасности прибора. Кольцо безопасности предотвращает случайное включение прибора без контакта с кожей.



- ▶ **8** При контакте всех переключателей на кольце безопасности с кожей индикатор готовности к подаче светового импульса, расположенный на задней панели прибора, загорится зеленым светом. Этот процесс может занять до 3,5 секунд.

Совет. Для упрощения процедуры растяните кожу на участке, подлежащем обработке. При обработке участков с более мягкой кожей для обеспечения полного контакта переключателей, возможно, вам придется приложить больше усилий, надавливая на прибор.



- 8** Для генерации световой вспышки нажмите кнопку подачи светового импульса.

Примечание Видимый свет, поступающий из прибора, является отражением светового импульса на коже и безопасен для глаз. Во время использования прибора нет необходимости надевать защитные очки.

- 9** После срабатывания вспышки отпустите кнопку подачи светового импульса.


- 10** Для генерации следующей вспышки повторите шаги 6—9. Устройство готово к подаче следующей вспышки спустя 3,5 секунды.

Во время сеанса эпиляции не обрабатывайте один и тот же участок несколько раз. Это не повышает эффективность работы прибора, а лишь увеличивает риск возникновения кожных реакций.

- 11** Чтобы не оставить некоторые участки кожи необработанными, всегда прикладывайте прибор так, чтобы его положение частично совпадало с предыдущим местом обработки. Действующий световой импульс поступает только из окна выхода света. Убедитесь, что световые импульсы выполняются рядом друг с другом.

- 12** Выключите прибор после окончания удаления волос.

- 13** Проверьте, не загрязнены ли стеклянный фильтр и насадка остатками волос и пылью, всегда очищайте прибор после использования. См. главу “Очистка и уход”.



Руководство по использованию прибора**Среднее время воздействия**

Участок	Приблиз. время воздействия	Рекомендованная насадка
Подмышки	1,5 минуты на обработку каждой подмышки	Насадка для тела/прецзионная насадка
Линия бикини	1,5 минуты на обработку каждой стороны	Насадка для тела/прецзионная насадка
Зона бикини полностью	5 минут	Насадка для тела/прецзионная насадка
Одна голень	12 минут	Насадка для тела
Одна нога полностью	20 минут	Насадка для тела
Область над верхней губой/подбородок/виски	1 минута	Прецзионная насадка

Примечание Указанные выше средние значения времени воздействия были получены в ходе исследований и тестирования прибора.
Оптимальное время воздействия является индивидуальным.

Примечание Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает срабатывание не менее 320 вспышек при использовании 5 уровня интенсивности света. Время использования прибора зависит от размера обрабатываемого участка и установленной настройки интенсивности светового импульса.

Области применения

Прибор предназначен для удаления нежелательных волос в области над верхней губой, на подбородке, висках, в области подмышек, на руках, животе, в области бикини и на ногах.


Использование прибора для эпиляции ног

Выберите настройку интенсивности светового воздействия, рекомендуемую для применения при эпиляции ног, в таблице, приведенной в главе "Подготовка к использованию прибора", разделе "Выбор уровня интенсивности светового импульса".

- Во время эпиляции ног прибор можно перемещать вверх, вниз или в стороны, в зависимости от ваших предпочтений.

Примечание Участки, где кости расположены близко к коже (голень, лодыжки) более чувствительны, чем другие участки тела. Слишком сильное нажатие на насадку прибора на таких участках может повысить риск кожных реакций, таких как раздражение и покраснение. См. раздел "Возможные побочные эффекты и кожные реакции" в этой главе. Прижимайте насадку к коже настолько сильно, насколько это необходимо, чтобы загорелся индикатор готовности к подаче импульса, но не более того.

Совет. При использовании прибора на коже могут оставаться следы. С их помощью можно легко определить место повторного применения прибора.



Во время использования прибора для полной эпиляции ног может потребоваться подзарядка аккумулятора. Это нормально. Время использования прибора зависит от размера обрабатываемого участка и установленной настройки интенсивности светового импульса.

Совет. Многие во время процедуры смотрят телевизор или слушают музыку. Благодаря этому процесс эпиляции становится более приятным и расслабляющим.

Использование прибора в зоне бикини

Выберите настройку интенсивности светового воздействия, рекомендуемую для применения в области бикини, в таблице, приведенной в главе “Подготовка к использованию прибора”, в разделе “Выбор уровня интенсивности светового импульса”.

Благодаря безопасному и мягкому воздействию, прибор Philips Lumea Precision может использоваться для эпиляции всей области бикини (например, для создания бразильской или голливудской стрижки). Для обработки более темных и чувствительных участков зоны бикини выберите настройки более низкой интенсивности. Не используйте прибор в области малых половых губ, влагалища или ануса. При обработке лобковой области мужчины не должны использовать прибор в области мошонки.

Примечание Из гигиенических соображений всегда очищайте насадку перед началом обработки другой области.

Использование прибора в области подмышек

Выберите настройку интенсивности светового воздействия, рекомендуемую для применения в области подмышек, в таблице, приведенной в главе “Подготовка к использованию прибора”, разделе “Выбор уровня интенсивности светового импульса”.

Перед проведением эпиляции очистите кожу от остатков дезодоранта, крема или другого продукта по уходу за кожей.


Совет. Для достижения оптимальных результатов во время эпиляции в области подмышек встаньте напротив зеркала, чтобы получить хороший обзор области эпиляции и индикатора готовности к подаче импульса. Поднимите руку и положите ее на затылок, чтобы кожа в области подмышек натянулась. Таким образом кольцо безопасности будет находиться в более плотном контакте с кожей, что упростит проведение процедуры.

Примечание Отраженный свет не оказывает негативного воздействия на зрение. Однако если свет вызывает у вас чувство дискомфорта, нажимая кнопку подачи светового импульса, закрывайте глаза.

Использование прибора для удаления волос на лице (область над верхней губой, подбородок, виски)

Выберите настройку интенсивности светового воздействия, рекомендуемую для применения на лице, в таблице, приведенной в главе “Подготовка к использованию прибора”, разделе “Выбор уровня интенсивности светового импульса”.

Для удаления волос над верхней губой, на подбородке и висках всегда используйте **прецзионную насадку**. Никогда не подносите включенный прибор близко к глазам и бровям. При удалении волос





над верхней губой, на подбородке или висках не подвергайте лицо воздействию прямых солнечных лучей в течение 24 часов после процедуры. При нахождении на солнце наносите на кожу средство с высоким фактором защиты (SPF 30+) в течение 2 недель после процедуры.

Совет. Для достижения оптимальных результатов во время эпилиляции области над верхней губой, на подбородке и висках встаньте напротив зеркала, чтобы получить хороший обзор области эпилиляции и индикатора готовности к подаче импульса.

Совет. Из-за особенностей строения челюсти достижение полного контакта кольца безопасности с кожей может быть затруднено. Для улучшения площади контактной поверхности вставьте язык между генсной и верхней губой или надуйте щеки.

Совет. Отраженный свет не оказывает негативного воздействия на зрение. Однако если свет вызывает у вас чувство дискомфорта, нажимая кнопку подачи светового импульса, закрывайте глаза.

Как достигнуть наилучшего результата

- После первых сеансов волосы будут по-прежнему видны, так и должно быть (см. главу "Введение", раздел "Принцип действия").
- Для успешного удаления волос и предотвращения повторной активизации волоссянных фолликулов в течение первых двух месяцев процедуру следует повторять раз в две недели. После этого кожа должна стать полностью гладкой. Для поддержания достигнутого результата ознакомьтесь с главой "Поддерживающий уход".

Поддерживающий уход

- Для поддержания гладкости кожи рекомендуем повторять процедуру раз в 4—6 недель. Промежуток между процедурами может различаться в зависимости от индивидуальных особенностей интенсивности роста волос, а также темпов роста волос на разных участках тела. Если же количество отросших за это время волос будет слишком велико, достаточно уменьшить интервал между сеансами (однако он не должен быть меньше двух недель). При более частом использовании прибора его эффективность остается прежней, а риск кожных реакций увеличивается.

Возможные побочные эффекты и кожные реакции

Частые кожные реакции:

- На коже может появиться небольшое покраснение и/или чувство покалывания, зуда или легкого жжения. Такая реакция абсолютно безопасна и быстро проходит.
- На короткое время на обработанном участке может возникнуть кожная реакция, похожая на солнечный ожог. Если раздражение не проходит через 3 дня, рекомендуем проконсультироваться с врачом.

- Бритые и последующая фотоэпиляция могут вызвать сухость кожи и зуд. Эти явления не опасны и проходят через несколько дней. На обработанные области можно положить пакет со льдом или влажную салфетку из махровой ткани. Если сухость не проходит, по истечении 24 часов можно нанести на обработанные участки увлажняющее средство без отдушек.

Редкие побочные эффекты.

- Ожоги, сильное покраснение и отек. Эти явления крайне редки и являются результатом использования слишком высокой для вашего цвета кожи интенсивности светового импульса. Если эти реакции не пройдут через 3 дня, рекомендуем проконсультироваться с врачом. Не выполняйте повторную процедуру, пока кожа полностью не восстановится, а для последующих процедур используйте более низкую интенсивность светового импульса.
- Изменение цвета кожи. Крайне редкое явление. Изменение цвета кожи выглядит как появление более темных или более светлых участков на поверхности кожи и является результатом использования слишком высокой для вашего цвета кожи интенсивности светового импульса. Если нормальный цвет кожи не восстановится через 2 недели, рекомендуем обратиться к врачу. Не применяйте прибор на таких участках, пока не восстановится нормальный цвет кожи.
- Воспаление кожи и инфекционные заболевания. Эти явления крайне редки и возникают вследствие использования прибора на участках с повреждениями кожи после бритья, прочими ранами, а также на участках с вросшими волосами.
- Сильная боль. Боль может возникнуть во время или после эпилиляции, если: прибор применялся на участках, на которых предварительно не было проведено бритье; была выбрана слишком высокая для вашего цвета кожи интенсивность светового импульса; на один и тот же участок вспышка была направлена более одного раза; прибор использовался на участках с открытыми ранами, воспалением, инфекционными заболеваниями, татуировками, ожогами и пр. Дополнительные сведения см. в главе "Важная информация", раздел "Противопоказания".

После завершения работы

- Не наносите парфюмированные косметические вещества на обработанные участки непосредственно после процедуры.
- Не используйте дезодорант после процедуры, пока покраснение полностью не исчезнет.
- Информацию о воздействии солнечного света и средствах для искусственного загара см. в главе "Подготовка к использованию прибора", раздел "Советы по эпилиляции при наличии загара".

Очистка и уход

Чтобы достичь оптимальных результатов и продлить срок службы прибора, очищайте его каждый раз до и после использования, а также во время использования, если необходимо. Если не очищать прибор должным образом, эффективность его работы снижается.



Запрещается промывать прибор или его детали под струей воды или в посудомоечной машине.

Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

Защищайте от царапин стеклянный фильтр и металлическую рамку внутри насадок.

Примечание Следите, чтобы контактные переключатели кольца безопасности не засорились.

Примечание Прекратите использование прибора, если стеклянный фильтр или насадки больше не поддаются очистке.

- 1 Выключите прибор, отсоедините его от сети и дайте ему остывть.

Примечание Стеклянный фильтр нагревается в процессе использования. Дайте ему остывть перед очисткой.

- 2 Чтобы снять насадку, поставьте пальцы в углубления в верхней и нижней части и осторожно потяните на себя. Насадка должна легко отсоединиться.

- 3 Несколько каплями воды смочите мягкую ткань, входящую в комплект прибора, и очистите с ее помощью следующие части:

- стеклянный фильтр
- внешние поверхности насадок
- металлическую рамку внутри насадок
- красное стекло фильтра внутри прецизионной насадки

Примечание Если очистки водой недостаточно, смочите ткань несколькими каплями высокопроцентного изопропилового спирта и очистите перечисленные выше части.

Примечание Загрязненный стеклянный фильтр и/или насадка могут выглядеть, как на этом изображении. Очищайте прибор каждый раз до и после использования, а также во время использования (если это необходимо) в соответствии с инструкциями, приведенными в этом разделе.

Совет. Если насадки не удается очистить с помощью входящей в комплект ткани для очистки, используйте ватную палочку. Убедитесь, что на насадках или фильтре нет пыли и волокон.

- 4 При необходимости протрите внешнюю поверхность прибора сухой мягкой тканью, входящей в комплект.




Хранение

- 1 Выключите прибор, отсоедините его от сети и дайте ему остывть.

- 2 Очистите прибор перед тем, как убрать его на хранение.

- 3 Поместите прибор в прилагаемый футляр или чехол.

- 4 Храните прибор в сухом месте при температуре от 0°C до 60°C.



Замена

Если необходимо заменить старую или приобрести дополнительную деталь, посетите торговую организацию Philips или зайдите на сайт www.philips.com/support.

Если при заказе запасных частей возникли проблемы, обратитесь в местный центр поддержки потребителей Philips.

Заменяемые детали

В продаже имеются следующие детали:

- Насадка для тела
- Прецизионная насадка
- Адаптер
- Футляр или чехол

Защита окружающей среды



- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.




- Аккумуляторы содержат вещества, загрязняющие окружающую среду. После окончания срока службы прибора и передачи его для утилизации, аккумуляторы необходимо извлечь. Аккумуляторы следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при извлечении аккумуляторов возникли затруднения, можно передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумуляторы извлекают и утилизируют безопасным для окружающей среды способом.

Извлечение аккумулятора


Аккумуляторы необходимо извлекать, когда они полностью разряжены.

- 1 Вставьте шило или другой заостренный предмет в нижнюю часть крышки и снимите нижнюю крышку.







2 Отверните винты в нижней части ручки при помощи отвертки.




3 Снимите нижнюю часть ручки и отрежьте два провода, соединяющие нижнюю часть с прибором.



4 С помощью пассатижей отсоедините разъемы от клемм аккумуляторов.



5 Извлеките аккумуляторы из прибора при помощи пассатижей.



6 Перережьте оба провода одновременно, чтобы избежать возможной поломки вследствие остаточного разряда.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации и при необходимости сервисного обслуживания, а также в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

Технические характеристики

Модель SC2002

Номинальное напряжение	100–240 В
номинальная частота	50–60 Гц
Потребляемая мощность	7,5 Вт
Защита от поражения электрическим током	Класс II
Степень защиты	IP 30 (EN 60529)
Условия эксплуатации	Температура: от +15° до +35°C Относительная влажность: от 25 % до 95 %
Условия хранения	Температура: от 0° до +60°C Относительная влажность: от 5% до 95%
Спектральный диапазон воздействия насадки для тела	>570 нм
Спектральный диапазон воздействия прецизионной насадки	>600 нм
Литий-ионный аккумулятор	2 × 3,7 В 1500 мА/ч

Поиск и устранение неисправностей

Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, возникающим при использовании прибора. Если приведенная ниже информация не помогла самостоятельно справиться с проблемой, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне).

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Прибор не работает.	Аккумуляторы разряжены.	Зарядите аккумуляторы прибора (см. главу "Зарядка").
	Прибор поврежден.	Обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране, в торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Прибор внезапно автоматически выключается.	Аккумуляторы разряжены.	Зарядите аккумуляторы прибора (см. главу "Зарядка").
Адаптер нагревается в процессе зарядки.	Это нормально.	Не требуется никаких действий.
Индикатор зарядки не включается после того, как маленький штекер вставлен в разъем прибора.	Адаптер не подключен к розетке электросети.	Вставьте маленький штекер в разъем прибора и подключите адаптер к розетке электросети.
	Розетка электросети неисправна.	Для проверки исправности розетки электросети подключите к ней другой прибор. Если розетка исправна, но прибор по-прежнему не работает, обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране, в торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips.
	Адаптер неправильно вставлен в розетку электросети и/или маленький штекер неправильно вставлен в разъем прибора.	Убедитесь, что адаптер правильно вставлен в розетку электросети и/или маленький штекер правильно вставлен в разъем прибора.
	Прибор поврежден.	Обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране, в торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips.
Прибор был включен, но мне не удается изменить настройку интенсивности света.	Необходимо сбросить настройки прибора.	Для сброса настроек выключите и снова включите прибор. Если и после этого не удается изменить настройку интенсивности света, обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране, в торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips.
После того как прибор помещен на кожу, индикатор готовности к подаче импульса не загорается.	Насадка с кольцом безопасности неправильно приложена к коже.	Поставьте прибор под углом 90 ° к поверхности кожи, все переключатели контактов должны касаться кожи. Затем проверьте, горит ли индикатор готовности к подаче импульса, и нажмите кнопку подачи светового импульса.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
		<p>Если это не помогает, приложите прибор к части тела, на которой прибор легко соприкасается с кожей (например, предплечье). Затем проверьте, работает ли индикатор готовности к подаче импульса. Если, после того как прибор помещен на кожу, индикатор не загорается, обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране, в торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips.</p>
	Кольцо безопасности загрязнено.	<p>Осторожно очистите кольцо безопасности. Если не удается тщательно очистить кольцо безопасности, обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране, в торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips для замены насадки.</p>
После того как насадка прибора помещена на кожу, индикатор готовности к подаче импульса не загорается, а охлаждающий вентилятор работает.	Включена система защиты от перегрева.	<p>При включении системы защиты от перегрева вентилятор продолжает работать. Не выключайте прибор, дайте ему охладиться около 15 минут, затем возобновите сеанс. Если после того как прибор помещен на кожу, индикатор не загорается, обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране, в торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips.</p>
Индикатор готовности к подаче импульса горит зеленым, однако, прибор не выполняет вспышку при нажатии кнопки светового импульса.	Необходимо сбросить настройки прибора.	<p>Для сброса настроек выключите и снова включите прибор. Если после этого индикатор готовности к подаче импульса продолжает гореть зеленым, а прибор не выполняет вспышку, обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране, в торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips.</p>
Во время использования прибор нагревается.	Это нормально.	Не требуется никаких действий.
При включении прибора не загорается индикатор интенсивности света 1.	Необходимо сбросить настройки прибора.	<p>Для сброса настроек выключите и снова включите прибор. Если после этого индикатор интенсивности света 1 не загорается, обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране, в торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips.</p>

Проблема	Возможная причина	Способы решения
При работе прибора ощущается странный запах.	Насадка и/или стеклянный фильтр загрязнены.	Осторожно очистите насадку. Если не удается тщательно очистить насадку, обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране, в торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips для замены насадки.
	Подлежащий обработке участок не выбрит как полагается.	Если на участке, подлежащем обработке, имеются волосы, они могут сгорать во время работы прибора. В результате вы ощущаете странный запах. Для упрощения процедуры выберите этот участок перед использованием прибора. Если бритье вызывает раздражение кожи, с помощью триммера подровняйте волосы как можно короче, а затем установите подходящую настройку.
	Прибор хранился в пыльном помещении.	После подачи нескольких световых импульсов странный запах исчезнет.
Во время процедуры кожа становится более чувствительной, чем обычно.	Установленная интенсивность светового импульса слишком высокая.	Проверьте, правильно ли выбран уровень интенсивности светового импульса. При необходимости установите более низкую интенсивность.
	Подлежащие обработке участки не выбриты.	Перед использованием прибора всегда выбрывайте соответствующие участки. Если бритье вызывает раздражение кожи, с помощью триммера подровняйте волосы как можно короче, а затем установите подходящую настройку.
	Стеклянный УФ-фильтр сломан.	Если стеклянный УФ-фильтр сломан, прекратите использование прибора. Обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране, в торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips.
	Прибор поврежден.	Обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране, в торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
При использовании прибора я испытываю нестерпимую боль.	Подлежащие обработке участки не выбриты.	Перед использованием прибора всегда выбирайте соответствующие участки. Если бритье вызывает раздражение кожи, с помощью триммера подровняйте волосы как можно короче, а затем установите подходящую настройку.
	Вы обрабатывали участок, для которого прибор не предназначен.	Нельзя использовать прибор в области малых половых губ, влагалища, ануса, сосков, ареол, губ, в носу и ушах, рядом с бровями и глазами. Не допускается использование прибора мужчинами на лице и в области мошонки.
	Вы установили слишком высокую для вас интенсивность светового импульса.	Уменьшите интенсивность света до комфорtnого уровня. См. главу "Подготовка к использованию прибора", раздел "Выбор уровня интенсивности света".
	Стеклянный фильтр или красное стекло фильтра насадки сломаны.	В случае повреждения стеклянного фильтра или красного стекла фильтра прецизионной насадки, прекратите использование прибора с этой насадкой. Обратитесь в торговую организацию, сервисный центр Philips или центр поддержки потребителей Philips для замены насадки.
	Прибор не подходит для вашего цвета кожи.	Не используйте прибор, если у вас слишком темная кожа. Также прибор нельзя использовать, если волосы на теле светло-русые, рыжие, пепельные или седые.
После процедуры обработанные области краснеют.	Небольшое покраснение — нормальная, безопасная реакция, которая быстро проходит.	Не требуется никаких действий.
Кожная реакция после процедуры продолжается в течение более длительного времени, чем обычно.	Вы установили слишком высокую для вас интенсивность светового импульса.	В следующий раз используйте более низкую интенсивность. См. главу "Подготовка к использованию прибора", раздел "Выбор уровня интенсивности светового импульса".
Результаты эпиляции неудовлетворительны.	Вы установили слишком низкую для вас интенсивность светового импульса.	В следующий раз выберите более высокую интенсивность светового импульса.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
	Во время процедуры вы оставляли промежутки между обработанными участками.	Для достижения оптимальных результатов при удалении волос необходимо, чтобы обрабатываемые участки частично налагались друг на друга. См. главу "Использование прибора", шаг 11.
	Вы используете прибор не так часто, как рекомендовано.	Для успешного удаления волос и предотвращения повторной активизации волосяных фолликулов в течение первых двух месяцев процедуру следует повторять раз в две недели. Для поддержания гладкости кожи рекомендуем повторять процедуру раз в 4—6 недель. Промежуток между процедурами может различаться в зависимости от индивидуальных особенностей интенсивности роста волос, а также темпов роста волос на разных участках тела. Если же количество отросших за это время волос будет слишком велико, достаточно уменьшить интервал между сеансами (однако он не должен быть меньше двух недель). При более частом использовании прибора его эффективность остается прежней, а риск кожных реакций увеличивается.
	Прибор не подходит для вашего цвета кожи или волос.	Не используйте прибор, если волосы на теле светлые, рыжие, седые или белые. Также не используйте прибор, если кожа очень темная.
В некоторых местах на обработанных участках рост волос возобновляется.	Во время процедуры вы оставляли промежутки между обработанными участками.	Для достижения оптимальных результатов при удалении волос необходимо, чтобы обрабатываемые участки частично налагались друг на друга. См. главу "Использование прибора", шаг 11.
	Волосы начинают отрастать снова, что является частью естественного цикла роста волос.	Это нормальное явление. Повторное отрастание волос — часть естественного цикла роста волос. Тем не менее, заново отросшие волосы должны быть мягче и тоньше.

İçindekiler

Giriş	60
Avantajları	60
Evde kullanım için Yoğun Işık Atımı (IPL) teknolojisi	60
Tüylerin uzamasını etkili bir şekilde önleyerek her gün cildinizin pürüzsüz olmasını sağlar	60
Hassas uygulama, nazik bölgelerde bile	61
Maksimum hareket özgürlüğü ve esneklik için kablosuz çalışma	61
Lambanın değiştirilmesi gerekmeyez	61
Philips Yoğun Işık Atımı (IPL) teknolojisi nasıl çalışır	61
Tüp uzaması	61
Çalışma prensibi	61
Genel açıklamalar	62
Önemli	62
Tehlike	62
Uyarı	62
Cihazın zarar vermesini önlemek için aşağıdakilere özen gösterin:	63
Dikkat	63
Philips Lumea Precision'in kullanım ömrünün kısaltmaması için aşağıdakilere dikkat edin:	63
Philips Lumea Precision kimler için uygun değildir?	63
Kullanılmaması gereken durumlar	63
Hamileyseñiz veya emziriyorsanız bu cihazı kesinlikle kullanmayın.	63
Cilt ve/veya saç renginiz cihazın kullanımına uygun değilse cihazı kesinlikle kullanmayın;örneğin:	63
Aşağıdaki hastalıklardan birinin sizde görülüyor olması durumunda cihazı kesinlikle kullanmayın:	64
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız cihazı kesinlikle kullanmayın:	64
Cihazı şu bölgelerde kesinlikle kullanmayın:	65
Cihazı güneşten yanmış, kısa süre önce bronzlaşmış (son 48 saat içinde) veya yapay bronzan uygulanmış ciltte kesinlikle kullanmayın:	65
Elektromanyetik alanlar (EMF)	65
Şarj etme	65
Cihazı kullanıma hazırlama	66
Uygulama bölgelerinin hazırlanması	66
Işık yoğunluğunun ayarlanması	66
Önerilen ışık yoğunlukları (1-5)	67
Önemli	67
Bronzlaşma önerisi	68
Cihazın kullanımı	68
Doğu ataçmanın seçilmesi	69
İlk kullanım ve cilt testi	69
Sonraki kullanımlar	70
Seans kılavuzu	72
Ortalama seans süresi	72
Uygulama bölgeleri	72
Cihazın bacaklıda kullanılması	72
Cihazın bikini bölgesinde kullanılması	73
Cihazın koltuk altında kullanılması	73
Cihazın yüzde kullanılması (üst dudak, çene, yanaklar)	73
Optimal sonuçlar nasıl elde edilir	74

Koruma aşaması	74
Olası yan etkiler ve cilt reaksiyonları	74
Kullanım sonrası	75
Temizlik ve bakım	75
Saklama	76
Değiştirme	76
Parçaların değiştirilmesi	76
Çevre	76
Şarj edilebilir pillerin çıkarılması	77
Garanti ve servis	78
Teknik spesifikasyonlar	78
Sorun giderme	78

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam faydalananmak için lütfen ürününüzü şu adresden kaydedin: www.philips.com/lumea.

İşık bazlı epilasyon yöntemi, vücutundaki istenmeyen tüyleri daha uzun süreli olarak gidermek için en etkili yöntemlerden biridir. Tüyü ciddi miktarda azaltan bu yöntem, evde kullanılan diğer epilasyon yöntemlerinden farklıdır. Philips, işık bazlı epilasyon yöntemini onde gelen dermatologların yürüttüğü bir araştırma ile 10 yıldan uzun bir süre boyunca araştırmıştır. Şimdi bu yenilikçi teknolojiyi evinizin rahatlığında, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde konforlu bir şekilde kullanabilirsiniz.

Bu cihaz özel olarak kadınlar için tasarlanıp optimize edilmişdir, fakat erkekler tarafından da kullanılabilir.

Philips Lumea Precision, iki özel ataçmanı sayesinde yüz de dahil olmak üzere (dudak üstü, çene ve yanaklar) tüm vücuttaki istenmeyen tüylerden kurtulmaya yardımcı olur.

Philips Lumea Precision, tek kişinin kullanımı için tasarlanmıştır.

Philips Lumea Precision hakkında daha fazla bilgi için www.philips.com/lumea web sitesini ziyaret edin. Güncellemeler için ana sayfamızı düzenli olarak kontrol edin.

Avantajları

Bu cihaz aşağıdaki avantajları sağlar:

Evde kullanım için Yoğun İğne Atımı (IPL) teknolojisi

Philips Lumea Precision, 'Yoğun İğne Atımı' (IPL) olarak adlandırılan ışık dayalı bir teknoloji kullanır. Aynı zamanda profesyonel güzellik salonlarında da kullanılan IPL, son on beş yıldır kullanımda olan bir teknolojidir. Philips Lumea Precision, şimdi bu yenilikçi teknolojiyi evinizin rahatlığında size sunuyor.

Tüylerin uzamasını etkili bir şekilde önleyerek her gün cildinizin pürüzsüz olmasını sağlar

Bu yöntem tüylerin uzamasını uzun süre boyunca önleyerek cildinizin pürüzsüz olmasını sağlar. Çalışmalarımız iki uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını göstermiştir. En iyi sonuçlara genellikle dört veya beş uygulamanın ardından ulaşılmıştır. İki uygulama arasında tüy yoğunluğunundaki azalma belirgin şekilde görülmektedir. Gözle görülür etkinin ortaya çıkması ve kalıcı sonucun elde edilmesi için gereken süre

kişiden kişiye değişir. Daha fazla bilgiyi 'Cihazın kullanımı' bölümündeki 'En iyi sonuçlar nasıl elde edilir?' başlığında bulabilirsiniz.

Hassas uygulama, nazik bölgelerde bile

Philips Lumea Precision, vücudun en hassas bölgelerinde ve yüzde dahi nazik ve etkili bir uygulama için onde gelen dermatologlarla yakın bir çalışma sonucunda geliştirildi.

Maksimum hareket özgürlüğü ve esneklik için kablosuz çalışma

Cihaz şarj edilebilir pillerle çalıştığı için, taşınabilir ve her yerde kullanılabilir.

Lambanın değiştirilmesi gerekmeyez


Philips Lumea Precision'in içinde değiştirme gerektirmeyen yüksek performanslı bir lamba bulunur. Bu lamba, 80.000 defadan fazla atım yapabilir ve elde ettiğiniz sonuçları 5 yıldan uzun süre boyunca* sürekli olarak korumanızın yanı sıra pahalı yedek lambalara gerek duymayacağınız için tasarruf etmenizi sağlar.

*Tek bir kullanıcı için ortalama kullanım senaryosuna ve önerilen uygulama planına göre.

Philips Yoğun İşık Atımı (IPL) teknolojisi nasıl çalışır

Tüp uzaması

Tüylerin uzama hızı yaşa, metabolizmaya ve diğer faktörlere bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterir. Ancak tüylerin uzama süreci normalde 3 aşamalıdır.



1 Uzama aşaması (anajen aşama)

Tüyler kökten etkin bir şekilde ızar. Bu aşama, melanin konsantrasyonunun en yüksek olduğu aşamadır. Melanin tüy pigmentasyonundan sorumludur. Melanin konsantrasyonu ışık bazlı epilasyon yönteminin etkinliği açısından da belirleyici faktördür. Yalnızca uzama aşamasındaki tüyler ışık uygulamasından etkilenir.

2 Ara aşama (katagen aşama)

Tüp uzaması durur ve tüy dökülmeden önce kök daralır.

3 Dinlenme aşaması (telogen aşama)

Eski tüyler tüy folikülünden ayrılarak dökülür. Vücut, folikülün etkinleşmesi ve yeniden tüy çıkması için sinyal verene kadar folikül dinlenme aşamasında kalır.

Çalışma prensibi

Cihaz, tüyü ve cilt altındaki kökü ısıtarak çalışır. Tüydeki ve tüy kökündeki melanin gönderilen ışık atımlarını emer. Tüpün rengi koyulaştıkça emdiği ışık da artar. Bu süreç tüp uzama aşamasından bekleme aşamasına geçmesini sağlar.

Böylelikle tüy doğal olarak dökülür ve tüp uzaması durur. Tüylerin dökülmesi bir veya iki hafta alabilir. Yalnızca uzama aşamasındaki tüylerin ışık uygulamasına karşı hassas olması sebebiyle, kapsamlı sonuç tek bir uygulamada elde edilmez. Uygulamaya yapılan bölgedeki tüyler uzama döngüsünün farklı aşamalarındadır. Tüm tüylerin dökülmesi için uygulamayı iki haftada bir birkaç defa tekrarlamamanız gereklidir.

Entegre optik filtre UV ışığının cilde ulaşmasını engelleyerek cihazın cildinizin zarar vermesini önlüyor.

Genel açıklamalar (Şek. 2)

- A Entegre UV filtreli ışık penceresi
 - B Ek parçalar
 - 1 Vücut ataçmanı (boynun aşağısında kalan tüm bölgeler için)
 - 2 Hassas bölge ataçmanı (dudak üzeri, çene ve yanaklar dahil vücutun tüm bölgelerinde kullanılabilir)
 - C Ataçmanındaki metal çerçeve
 - D Güvenlik sistemi (kontak anahtarları güvenlik halkası)
 - E Işık atımı düğmesi
 - F Işık yoğunluğu (1- 5)
 - G ▲ Yoğunluk artırma düğmesi
 - H ▼ Yoğunluk azaltma düğmesi
 - I Şarj ışığı ve düşük pil seviyesi göstergesi
 - J Açma/kapama düğmesi
 - K 'Işık atımına hazır' ışığı
 - L Cihaz soketi
 - M Adaptör
 - N Küçük fiş
 - O Havalandırmalar
- Ayrıca: saklama kabı (SC2002/00) veya kılıfı (SC2002/01) ve temizleme bezı

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Su ve elektriğin bir araya gelmesi tehliklidir. Bu cihazı kesinlikle ıslak ortamlarda (Örn. su dolu küvetin veya duşun yanında ya da havuz kenarında) kullanmayın.
- Cihazı ve adaptörü kuru olarak saklayın.
- Cihaz bozulursa cihazın içindeki parçalara dokunmayın, aksi takdirde elektrik çarpabilir.
- Cihaza yabancı nesne sokmayın.

Uyarı

- Bu cihaz fiziksel, sinirlsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar dahil) gözetim veya yönlendirme olmaksızın kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Cihaz 15 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. 15-18 yaş arasındaki gençler cihazı ebeveynlerinin veya velilerinin izniyle ve/ veya yardımıyla kullanabilirler. 19 yaş ve üzerindeki yetişkinler, cihazı gözetimsiz kullanabilirler.
- Cihazı sadece verilen adaptör ile şarj edin.
- Hasar gören cihazı veya adaptörü kullanmayın.
- Adaptörde bir transformatör bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep olabileceğiinden, adaptörü başka bir fişe değiştirmek için kesmeyin.
- Adaptör hasarlıysa, tehlkiye önlemek için mutlaka bir başka orijinal adaptör ile değiştirildiğinden emin olun.

- UV filtresi veya ışık penceresi kırılmışsa, ürünü kullanmayın.
- Kırmızı cam kırıksa hassas bölge ataçmanını kullanmayın.

Cihazın zarar vermesini önlemek için aşağıdakilere özen gösterin:

- Havalandırma yuvalarındaki hava akışının herhangi bir nesne tarafından engellenmediğinden emin olun.
- Cihazı kuvvetli darbelere koruyun, sallamayın veya düşürmeyin.
- Cihazı çok soğuk bir ortamdan çok sıcak bir ortama veya çok sıcak bir ortamdan çok soğuk bir ortama taşırsanız, kullanmadan önce yaklaşık 3 saat bekleyin.
- Cihazı tozlanmaması için kabında veya kılıfında saklayın.
- Cihaz çalışırken hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın. Cihazı kullanımından sonra mutlaka kapatın.
- Cihazı saatlerce doğrudan güneş ışığında veya UV ışıkta bırakmayın.
- Işığı cildinizden başka bir yüzeye yansıtmayın. Bu durum ataçmanlara ve/veya ışık penceresine ciddi şekilde zarar verebilir. İşiği yalnızca cihaz ciltle temas ederken verin.

Dikkat

- Cihazı asla göz ve kaş çevresinde kullanmayın, aksi takdirde gözlerinize zarar verebilirisiniz.
- Bu cihazı yalnızca cilt tipinize uygun ayarla kullanın. Cihazın önerilen ayardan daha yüksek bir ayarda kullanılması cilt reaksiyonu ve yan etki tehlikesini artttır.
- Bu cihazı verilen iki ataçmanla sadece elmacık kemiklerinin aşağısında kalan bölgelerdeki tüyleri almak için kullanın. Başka bir amaçla kullanmayın.

Philips Lumea Precision'ın kullanım ömrünün kısaltılmasına aşağıdaki dikkat edin:

- Cihazı kullanım sırasında 15°C'den az ve 35°C'den çok sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Cihazda dahili aşırı sıcaklık koruması bulunmaktadır; Cihaz aşırı ısınırsa ışık yanıp sönmez. Bu durumda cihazı kapatmayın, uygulamaya devam etmeden önce yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın.
- Cihazın kontrolü veya tamiratı için, her zaman yetkili bir Philips servis merkezine götürün. Yetkili olmayan kişilerce yapılan tamirat, kullanıcı için tehlikeli durumlara sebep olabilir.
- Cihazı 'Kullanılmaması gereken durumlar' bölümünde belirtilen durumlarda kesinlikle kullanmayın.

Philips Lumea Precision kimler için uygun değildir?

Philips Lumea Precision herkesin kullanacağı şekilde tasarlanmamıştır. Ancak aşağıdaki durumlardan biri sizin için geçerliyse, bu cihazı **kullanmamalısınız!**

Kullanılmaması gereken durumlar

Hamileyseñiz veya emziriyorsanız bu cihazı kesinlikle kullanmayın.

Cilt ve/veya saç renginiz cihazın kullanımına uygun değilse cihazı kesinlikle kullanmayın; örneğin:

- Cihazı kullanacağınız bölgedeki tüylerinizin doğal rengi açık sarı, beyaz, gri veya kıızılı.
- VI numaralı cilt tipine sahipseniz (güneş yanığı nadiren görülüyor veya hiç görülmüyorsa ve çok koyu renkte bronzlaşıyorsanız; cilt renginiz kahverengimsi siyah veya daha koyuya). Bu durumda Philips Lumea Precision'ı kullandığınızda yoğun kızarıklık, yanık veya renk bozulması gibi cilt reaksiyonlarının ortaya çıkma tehlikesi yüksektir.

Aşağıdakİ hastalıklardan birinin sizde görüldüyOr olmasI durumunda cihazı kesinlikle kullanmayın:

- Aktif cilt kanseri gibi bir cilt hastalığınız varsa, cilt kanseri geçirdiyseniz veya uygulama bölgesinde herhangi bir lokal kanser bulunuyorsa.
- Uygulama bölgesinde kanser öncesi doku bozulması veya normal olmayan benler varsa.
- Keloid yarası formasyonu geçirdiyseniz veya yaralarınız zor iyileşiyorsa.
- Uygulama yapılacak bölgede varisli damar ya da damar ektazisi benzeri bir damar hastalığı geçirdiyseniz.
- Çildiniz işiğa karşı hassas ve kolaylıkla kızarıyor veya alerjik reaksiyonlara yakalanıyorsa.
- Uygulama yapılacak bölgede enfeksiyon, egzama, yanık, tüy folikülü iltihabi, açık yaralar, sıırıklar, uçuk, yara veya lezyon ve hematomlar varsa.
- Uygulama yapılacak bölgelerden ameliyat olduysanız.
- Çakan işiğa hassas epilepsi hastalığınız varsa.
- Şeker hastalığınız, lupus erythematoses, porfiri veya konjestif kalp yetmezliğiniz varsa.
- Kanama bozukluğunuz varsa.
- Bağışıklık sistemi bozukluğunuz varsa (HIV veya AIDS dahil olmak üzere).

Aşağıdakİ ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız cihazı kesinlikle kullanmayın:

- Alfa-Hidroksi Asitler (AHA), Beta-Hidroksi Asitler (BHA), topikal izotretinoin ve azelaik asit ile cilt tedavisi görüyorsanız veya yakın zamanda böyle bir tedavi gördüyorsunuz.
- Son altı ay içinde herhangi bir yoldan isotretinoin Accutane® veya Roaccutane® alıyorsanız. Bu ilaçlar cildi yıpranmaya, yaralanmaya ve tahrışlere karşı daha hassas hale getirir.
- Ağrı kesiciler; işiye olan hassasiyetin azalmasına neden olur.
- İşiğa karşı hassaslaştırın maddeler veya ilaçlar alıyorsanız, ilacınızın prospektüsünü kontrol edin ve ışık alerjisi, ışık zehirlenmesi gibi reaksiyonlar ortaya çıkarabilecegi için yasaklanmışa veya ilaç alırken güneşe çıkmamanız gerekiyorsa, cihazı asla kullanmayın.
- Her uygulamadan önce 1 haftalık temizlenme süresi gerektiren çok yoğun aspirin kullanımı gibi pihtilaşma önleyici ilaçlar alıyorsanız.
- Bağışıklık sistemini baskılanan ilaçlar alıyorsanız.

Cihazı şu bölgelerde kesinlikle kullanmayın:

- Göz ve kaş çevresi.
- Göğüs uçları, göğüs ucu çevresi, vajinal iç dudak, vajina, anüs ve burun delikleri ile kulakların iç kısımları.
- Erkekler cihazı testislerde ve yüzde kesinlikle kullanmamalıdır.
- Silikon implantlar, kalp pili, cilt altı enjeksiyon portu (insülin dispenseeri) veya piercing benzeri yapay nesnelerin üzerinde veya çevresinde.
- Ben, cıl, damar, koyu pigmentli bölgeler, yara ve cilt bozukluklarının üzerinde doktorunuza danışmadan kullanmayın. Cihazı bu bölgelerde kullanmanız yanıklara veya cilt renginde değişikliğe sebep olarak ciltle ilgili hastalıklann (örn. cilt kanseri) daha zor tespit edilmesine yol açabilir.
- Sığıl, dövme veya kalıcı makyaj üzerinde. Cihazı bu bölgelerde kullanmanız yanıklara veya cilt renginin değişmesine sebep olabilir.
- Uzun ömürlü deodorant kullandığınız bölgelerde. Cihazı bu bölgelerde kullanmanız cilt reaksiyonlarına yol açabilir. 'Cihazın kullanımı' bölümündeki 'Olası yan etkiler ve cilt reaksiyonları' başlığını bakın.

Cihazı güneşten yanmış, kısa süre önce bronzlaşmış (son 48 saat içinde) veya yapay bronzan uygulanmış ciltte kesinlikle kullanmayın:

- Bronzlaşma yöntemleri uygulamanın güvenilirliğini etkiyebilir. Bu durum, doğal güneş ışığında bronzlaşmanın yanı sıra bronzlaşma kremleri, bronzlaşma cihazları gibi yapay bronzlaşma yöntemleri için de geçerlidir. Bronzlaştıysanız veya bronzlaşmayı planlıyorsanız, 'Cihazın kullanıma hazırlanması' bölümündeki 'Bronzlaşma önerisi' başlığını bakın.

Not: Bu liste tehlike teşkil edebilecek tüm durumları kapsamamaktadır. Cihazı kullanmanızın güvenli olacağından emin değilseniz doktora danışmanızı tavsiye ederiz.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

Şarj etme

Cihazı ilk kez kullanmadan önce ve piller boşken, pilleri tam olarak şarj edin. Pillerin tam olarak şarj olması 1 saat 40 dakika kadar sürebilir.


Cihazı kullanırken şarj ışığı turuncu renkte yanarak pilin bitmek üzere olduğunu gösteriyorsa, cihazı şarj edin. Bu durumda cihaz, en az 30 kez ışık verecek kapasiteye sahiptir.

Tam olarak şarj edilmiş piller, cihazın 5 ışık yoğunluğunda en az 320 defa ışık vermesini sağlar.

Cihazı uzun süre kullanmasanız bile, pilleri her 3-4 ayda bir tamamen şarj edin.

Cihazı şarj etmek için aşağıdaki yolu izleyin:

- 1 Cihazı kapatın.





- 2** Küçük fişi cihaza ve adaptörü de duvardaki prize takın.
Cihazın şarj olduğunu göstermek için şarj ışığı yeşil renkte yanıp söner.
D Piller tamamen şarj olduğunda, şarj lambası sürekli yeşil renkte yanar.

Notlar:

- Adaptör ve cihaz şarj olurken isnır. Bu durum normaldir.
- Cihazı şarj olurken kullanamazsınız.
- Bu cihazda, oda sıcaklığının 40°C'yi aştiği durumlarda pilin şarj olmasını önleyen bir aşın sıcaklık koruması bulunmaktadır.

Şarj olurken cihazın ve adaptörün kesinlikle üstünü örtmeyin.

- 3** Şarj ettikten sonra, adaptörü prizden çıkarın ve küçük fişi cihazzdan çekin.

Cihazı kullanıma hazırlama

Optimum sonuç ve etki için, cihazla uygulama yapmak istediğiniz bölgeleri aşağıda belirtilen şekilde hazırlayın.

Uygulama bölgelerinin hazırlanması

- 1** Almak istediğiniz bölgeleri tü uzaması görüldüğü sürece tıraş edin.

Not: Kullandığınız son epilasyon yöntemi tüylerin kökten alınmasını sağlayan bir yöntemse (örn. ağda vb.), Philips Lumea Precision'i kullanmadan önce tüylerin gözle görülür şekilde uzamasını bekleyin. Tıraş etmek yerine tüy dökücü krem kullanmayın.

Tıraş edilmemiş veya düzgün şekilde tıraş edilmemiş bölgelere uygulandığında aşağıdakiler gibi çeşitli istenmeyen etkilere yol açabileceğini unutmayın:

- İlk penceresinde ve ataçmandada tüy ve kir birikebilir. Kirlenmiş ışık penceresi ve ataçmanlar cihazın ömrünü ve verimliliğini azaltabilir. Ayrıca ışık penceresinde ve ataçmandada kirlenmeye bağlı olarak görülen yanıklar veya siyah noktalar uygulamanın acı vermesine veya kızarıklık ve renk değişimi gibi cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
- Cildinizdeki tüyler yanarak nahoş bir kokuya neden olabilir.

- 2** Cildinizi temizleyin ve tüylerin tamamen temizlendiğinden, kuru olduğundan ve yağlı maddelerden (örn. deodorant, losyon, parfüm, bronzlaşma kremi ve güneş kremi) tamamen arındırılmış olduğundan emin olun.

- 3** Başta ışık penceresi ve ataçmanı olmak üzere, cihazda sıkışan tüy, toz ve lif olup olmadığını kontrol edin. Kirlenme varsa, cihazı 'Temizlik ve bakım' bölümündeki talimatlara göre temizleyin.

Notlar:

- Tıraş işlemi yara oluşmasına veya doku bozukluklarına neden olması cildinizin hassas yapıda olduğu anlamına gelebilir ve ışık uygulaması bazen rahatsız edici olabilir.
- Genellikle 4-5 uygulamadan sonra tüylerin uzaması durur, uzama durduktan sonra uygulama bölgelerini tıraş etmeniz gerekmek.

Işık yoğunluğunun ayarlanması

Philips Lumea Precision evde kullanılmak üzere üretilmiş bir cihazdır; profesyonel ışıklı epilasyon cihazlarının yarattığı acı hissine kıyasla çok daha az acıyla yol açar. Philips Lumea Precision tarafından gönderilen

İşik atımlarının profesyonel cihazlarda kullanılan işik atımlarından daha hafif olması nedeniyle daha **rahat** ve **etkili** bir uygulama sağlamasını bekleyebilirsiniz.

İşik yoğunluğunu cilt ve vücut tüylerinizin rengine ve kendinizi rahat hissettiğiniz seviyeye ayarlamalısınız.

Aşağıdaki tabloda doğru işik yoğunluğunu seçmenize yardımcı olmak için önerilen işik yoğunlukları gösterilmektedir.

1 Cilt ve vücut tüylerinizin rengi için en doğru işik yoğunluğunu ve bu yöntemin sizin için uygun olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki tabloya danişın (uygun olmayan durumlar tabloda x ile gösterilmiştir).

2 Aşağıdaki önerilen işik yoğunlukları tablosuna göre vücudun her bölgesinde, hatta bölgelerin her bölümünde farklı işik yoğunluğu kullanılması gerekebilir. Yöntem yüksek yoğunluklarda daha etkili olduğu halde, acı veya rahatsızlık hissederseniz işik yoğunluğunu düşürmelisiniz.

Daha koyu cilt rengine sahip kişiler ciltlerinin daha fazla işik emmesi nedeniyle daha büyük tahrîş riski altındadır. Bu nedenle, cilt rengi koyu olan kişiler için daha düşük yoğunluklar önerilmektedir.

Cildinize uygulanan işik atımı sıcak gelebilir; ancak kesinlikle acı vermemelidir. Cilt reaksiyonlarını önlemek için 'Cihazın kullanımı' bölümündeki 'Olası yan etkiler ve cilt reaksiyonları' başlığına bakın.

Önerilen işik yoğunlukları (1-5)

Aşağıdaki tabloda bulunan 'x' işaretleri cihazın size uygun olmadığını gösterir.

Cilt rengi ve özelliği:	Beyaz (her zaman güneş yanığı olur, bronzlaşma olmaz)	Bej (kolayca güneş yanığı olur, az bronzlaşır)	Açık kahverengi (bazen güneş yanığı olur, iyi bronzlaşma olur)	Orta kahverengi (nadiren güneş yanığı olur, hızlı ve iyi bronzlaşır)	Koyu kahverengi (nadiren güneş yanığı olur, çok iyi bronzlaşma olur)	Kahverengimsi siyah ve daha koyu (nadiren güneş yanığı olur veya hiç olmaz, çok koyu renkte bronzlaşır)
-------------------------	---	--	--	--	--	---

Vücut tüyü rengi:

koyu sarı/açık kahverengi/kahverengi/koyu kahverengi/siyah	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
beyaz/gri/kızıl/açık sarı	x	x	x	x	x	x

Önemli

Philips Lumea Precision'in size uygun olup olmadığını kontrol etmek için 'Philips Lumea Precision kimler için uygun değildir?' bölümüne bakın.

Cildiniz doğal güneş ışığına veya yapay bir bronzlaşma yöntemine maruz kaldıysa bir önceki epilasyon uygulamasında olduğundan daha koyu renkte olabilir. Cilt renginize hangi ayarların uygun olduğunu belirlemek için yukarıdaki tabloya bakın.

Bronzlaşma önerisi

Seans öncesinde güneşé maruz kalma

- Güneş banyosundan sonra cihazı kullanmak için en az 48 saat bekleyin. Güneş banyosu cilt renginin koyulmasına (bronz) ve/veya güneş yanığına (cildin kızarması) neden olabilir.
- 48 saatin ardından cildinizde güneş yanığı kalıp kalmadığını kontrol edin. Güneş yanığı geçmediği sürece Philips Lumea Precision'ı kullanmayın.
- Güneş yanığı görünmez hale geldiğinde, uygun ışık yoğunluğunu belirlemek için uygulama yapılacak bölgeye cilt testi uygulayın (bkz. 'Cihazın kullanımı' bölümü, 'İlk kullanım' başlığı).
- Cildiniz bronrsa uygun ışık yoğunluğunu belirlemek için uygulama yapılacak alanda bir cilt testi yapın (bkz. 'Cihazın kullanımı' bölümü, 'İlk kullanım' başlığı). Bu testin yapılmaması, Philips Lumea Precision uygulamasından sonra cilt reaksiyonlarının oluşması tehlikesine yol açar.

Seans sonrasında güneşé ışığına maruz kalma

- Uygulama bölgelerini güneş ışığına açmak için en az 24 saat bekleyin. 24 saat sonra bile, uygulama bölgesini güneş ışığına açmadan önce bu bölgelerde kızarıklık olmadılarından emin olun.
- Uygulamadan sonraki iki hafta boyunca güneşe çıkarken uygulama yapılan bölgeleri kapatın veya güneş kremleri (SPF 30+) kullanın.
- Uygulama yapılan bölgeleri uygulamadan hemen sonra korumasız bir şekilde güneş ışığına maruz bırakmak olumsuz yan etkilerin ve cilt reaksiyonlarının görülmesi tehlikesini artıtırabilir. 'Cihazın kullanımı' bölümündeki 'Olası yan etkiler ve cilt reaksiyonları' başlığını bakın.

Yapay ışıkla bronzlaşma

- Yukarıdaki 'Seans öncesinde güneş ışığına maruz kalma' ve 'Seans sonrasında güneş ışığına maruz kalma' bölümlerindeki talimatları uygulayın.

Kremlerle bronzlaşma

- Yapay bronzlaşma losyonu kullandığınız, Philips Lumea Precision'ı kullanmadan önce yapay bronzluğun tamamen geçmesini bekleyin.


Not: İstenmeyen cilt reaksiyonları hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz. 'Cihazın kullanımı' bölümü, 'Olası yan etkiler ve cilt reaksiyonları' başlığı.

Cihazın kullanımı

Cilt ve tüy renginize göre en uygun ışık yoğunlıklarını belirlemek için 'Cihazın kullanımına hazırlanması' bölümündeki 'İşik yoğunluğunu ayarlama' başlığında bulunan önerilen ışık yoğunlukları tablosunu kontrol edin. Cihazı **iyi aydınlatılmış** bir odada kullanın; cihazın böyle aydınlatık ortamda kullanılması ışığın çok parlak algılanmasını sağlar. Cihazı kullanmadan önce uygulama yapılacak bölgeyi tıraş edin (bkz. 'Cihazın kullanımına hazırlanması' bölümü, 'Uygulama bölgelerini hazırlama' başlığı).

Uygulama bir süre sonra dayanılmayacak kadar acı verici hale gelirse, uygulama yeniden rahat olana kadar ışık yoğunluğunu azaltın. Cildinizin ufak kızarıklıklardan daha fazla reaksiyon gösterdiğini fark ederseniz, uygulamayı hemen durdurun ve bu bölümdeki 'Olası yan etkiler ve cilt reaksiyonları' başlığı altındaki açıklamaları okuyun.


Doğru ataçmanın seçilmesi



Vücut ataçmanı

Vücut ataçmanı boynun aşağısında kalan tüm bölgelerdeki istenmeyen tüyleri gidermek için kullanılabilir (istisnalar için bkz. 'Önemli' bölümü, 'Kullanılmaması gereken durumlar' başlığı). Vücut ataçmanı 3 cm ve geniş alanlarda uygulama yapmak için çok uygundur.

Vücut ataçmanını yüzünüzde kullanmayın.




Hassas bölge ataçmanı

Hassas bölge ataçmanında bulunan ekstra entegre ışık filtersi, ataçmanın dudağın üzerindeki bölgede, çenede ve yanaklarda kullanılmasına olanak sağlar. Hassas bölge ataçmanı koltuk altı ve bikini bölgesi gibi vücutun hassas bölgelerinde ve ulaşılması zor bölgelerde de kullanılabilir.

Göz ve kaş çevresinde kesinlikle kullanmayın.

İlk kullanım ve cilt testi




1 Uygulama yapmak istediğiniz bölgeye uygun başlığı seçin.

2 Uygulama yapmayı düşündüğünüz bölgenin yakınında bir bölge seçin.

Not: Başlığı dudağınızın üzerindeki bölgede, çeninizde veya yanaklarınızda kullanmadan önce cilt testi yapmak için kulaginiñ altında ben olmayan tüylerin bir bölge belirleyin.


3 Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın.

► Cihaz otomatik olarak en düşük ayarda çalışmaya başlar.



4 Cilt tipiniz için önerilen en düşük yoğunlukta bir defa ışık uygulayın (ışık uygulama talimatları için bu bölümdeki 'Sonraki kullanım' başlığında yer alan 6.-9. adımlara bakın).

5 Rahatsızlık hissetmediğiniz sürece (acısız), ayarı cildiniz için önerilen aralık içinde bir kademe artırın ve her bir ayar için bir kez ışık uygulayın. Aynı noktaya birden fazla ışık uygulamayın.



- 6** Cilt testinden 24 saat sonra cildinizin reaksiyon gösterip göstermediğini kontrol edin. Cildinizde reaksiyon görülmüyorsa bir sonraki kullanımda ciltte reaksiyona neden olmayan en yüksek ayarı seçin.

Cihazı ilk kez kullandığınızda, cildinizin uygulamaya verdiği reaksiyonu kontrol etmeniz ve işığa dayalı uygulamaya alışmanız için uygulama bölgesinde cilt testi uygulamanızı öneririz.



Sonraki kullanımlar

- 1** Her uygulamadan önce ataçmanları, ışık penceresini ve Philips Lumea Precision başlıklarının içindeki metal çerçeveyi temizleyin. Daha fazla bilgi için 'Temizlik ve bakım' bölümüne bakın.

- 2** Uygulama yapmak istediğiniz bölgeye uygun başlığı seçin.

- 3** Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın.

Not: Cihazın ve ataçmanın kullanım sırasında ısınması normaldir.




- 4** Cilt hassasiyetinize ve uygulama rahatlığına bağlı olarak ışık yoğunluğunu her uygulamadan önce dikkatle seçerek uygulamaya başlayın.


Cildiniz bir çok nedenden ötürü farklı günlerde/durumlarda farklı şekilde reaksiyon gösterebilir. Daha fazla bilgi almak için bkz. bu bölümdeki 'Olası yan etkiler ve cilt reaksiyonları' bölümü.

- 5** Yoğunluğu artırmak için ▲ düğmesine basın. Yoğunluğu azaltmak için ▼ düğmesine basın.

- Düğmeye her bastığınızda, ilgili yoğunluk ışığı çakmaya başlar. Bu bir kaç saniye sürer.




- 6** Cihazı, ataçman ve güvenlik halkası cildinize temas edecek şekilde 90° derecelik bir açıyla cildinize yerleştirin.




- 7** Güvenlik halkasını cildinize bir miktar baskı yapacak şekilde tamamen bastırın.

Not: Güvenlik halkası beraberce cihazın güvenlik sistemini oluşturan kontak anahtarlarına sahiptir. Bu güvenlik halkası cihazın cilt teması olmadan istemsiz çakmalarını önler.



- ▶ Güvenlik halkasının tüm kontak anahtarları cilde temas ettiğinde ve cihaz şarj olduğunda, cihazın arkasındaki 'Işık atımına hazır' ışığı yeşil yanar. Bu işlem 3,5 saniye kadar sürebilir.

İpucu: Daha kolay kullanım için, cildinizin uygulama yapmak istediğiniz bölgesini gerin. Cildin daha yumuşak olduğu bölgelerde bütün kontak anahtarlarının temas edebilmesi için cihaza bir miktar daha fazla baskı uygulamanız gerekebilir.



- 8** Işık vermek için ışık gönderme düğmesine basın.

Not: Cihaz tarafından üretilen ışık çakmanın cildiniz üzerindeki yansımاسıdır ve gözleriniz için zararsızdır. Kullanım sırasında gözlük kullanılmasına gerek yoktur.

- 9** Cihaz ışık gönderdikten sonra ışık gönderme düğmesini bırakın.

- 10** Bir sonraki ışık için 6 ile 9. madde arasındaki adımları tekrarlayın. Işık gönderdikten sonra cihazın tekrar ışık göndermeye hazır olması 3,5 saniye kadar sürer.


Bir seansta aynı bölge üzerinde birden fazla uygulama yapmayın.

Tekrarlanan uygulamalar uygulamanın etkinliğini artırmadığı gibi cilt reaksiyonu tehlikesini artttır.

- 11** Uygulama yapılmamış alan kalmaması için, cihazı, daha önce uygulama yaptığınız alana biraz taşacak şekilde cildinize yerleştirin. Etkin ışık sadece ışık penceresinden gelir. Çakmaların birbirine yakın uygulandığından emin olun.

- 12** Seansı bitirdikten sonra cihazı kapatın.

- 13** Kullandıktan sonra ışık penceresinde ve başlıkta tüy ve kir olmadığını kontrol edip pencereyi ve başlığı temizleyin (bkz. 'Temizlik ve bakım' bölümü).



Seans kılavuzu**Ortalama seans süresi**

Bölge	Yaklaşık seans süresi	Önerilen başlık
Koltuk altları	Her koltuk altı için 1,5 dakika	Vücut/Hassas bölge ataçmanı
Bikini çizgisi	1,5 dakika/taraflar	Vücut/Hassas bölge ataçmanı
Tüm bikini bölgesi	5 dakika	Vücut/Hassas bölge ataçmanı
Bir diz altı	12 dakika	Vücut ataçmanı
Bir bacağın tümü	20 dakika	Vücut ataçmanı
Dudak üstü/çene/yanak	1 dakika	Hassas bölge ataçmanı

Not: Yukarıdaki ortalama seans süreleri araştırma ve testler sırasında gözlemlenmiştir. Seans süreleri, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Not: Tam olarak şarj edilmiş piller 5 ışık yoğunluğunda en az 320 defa ışık gönderebilir. Cihazın kullanım süresi uygulama yapılan bölgenin büyüklüğüne ve kullanılan yoğunluğa göre değişir.

Uygulama bölgeleri

Bu cihaz üst dudak, çene, yanak, koltuk altı, karın, bikini bölgesi ve bacaklarda uygulama yapmak içindir.

Cihazın bacaklılarda kullanılması

Bacaklarınız için uygun olan ayarları öğrenmek için 'Cihazın kullanıma hazırlanması' bölümündeki 'İşik yoğunluğunu ayarlama' başlığında bulunan önerilen ışık yoğunlukları tablosunu kontrol edin.


- Kullanım rahatlığınıza bağlı olarak, cihazı bacağınızda aşağı-yukarı ya da enine ettirebilirsiniz.

Not: Kaval kemiği ve ayak bilekleri gibi kemikli bölgeler vücutun diğer bölgelerine göre daha hassastır. Ataçmanı bu bölgelere sert bir şekilde bastırığınızda cildinizde tahrîs ve kızarıklık gibi cilt reaksiyonları görülmesi olasılığı daha yüksektir. Bu bölümdeki 'Olası yan etkiler ve cilt reaksiyonları' başlığına bakın. Ataçmanı cildinize sadece 'ışık göndermeye hazır' işığının yanmasına yetecek kadar bastırın, daha sert bastırmayın.

İpucu: Cihaz, uygulama yapılan bölgelerde cilt üzerinde izler bırakabilir. Bu izlere bakarak uygulama yapılan bölgelerin nerelerde çakıştığını görerek üst üste uygulama yapabilirsiniz.

Cihazı bacaklarınızın hem alt hem de üst bölümünde kullanacaksanız, cihazı uygulama sırasında yeniden şarj etmeniz gerekebilir. Bu durum normaldir. Cihazı kullanım süresi uygulama bölgesinin büyüklüğüne ve kullanılan yoğunluk ayarına göre değişir.

İpucu: Bir çok kullanıcı cihazı bacaklarında kullanırken TV izleme ve müzik dinleme aktivitelerle ilgilendir. Siz de bu deneyimi daha eğlenceli ve rahatlatıcı hale getirmeyi deneyebilirsiniz.



Cihazın bikini bölgesinde kullanılması

Bikini bölgesine uygun ayarları öğrenmek üzere 'Cihazın kullanıma hazırlanması' bölümündeki 'İşik yoğunluğunu ayarlama' başlığında bulunan önerilen ışık yoğunlukları tablosunu kontrol edin.

Philips Lumea Precision tüm bikini bölge sine uygulama yapacak kadar güvenli ve naziktir (örn. 'Brezilya' veya 'Hollywood' stili). Bikini bölgesindeki koyu pigmentli ve hassas bölgelerde daha düşük ayar kullanın. Cihazı vajinal iç dudak, vajina ve anüste kullanmayın. Kasık bölge sine uygulama yapmak isteyen erkekler cihazı testislerde kullanmamalıdır.

Not: *Hijyenik kullanım için vücudunuzun başka bir bölgesinde uygulama yapmadan önce kullanacağınız ataçmanı mutlaka temizleyin.*

Cihazın koltuk altında kullanılması

Koltuk altına uygun ayarları öğrenmek üzere 'Cihazın kullanıma hazırlanması' bölümündeki 'İşik yoğunluğunu ayarlama' başlığında bulunan önerilen ışık yoğunlukları tablosunu kontrol edin.

Uygulamadan önce koltuk altlarınızdaki deodorant, parfüm ve benzeri cilt bakım ürünlerini temizlediğinizden emin olun.

İpucu: *Koltuk altlarınızda en iyi sonucu elde etmek için uygulanacak bölgeyi ve 'İşik atımına hazır' işığını görebileceğiniz şekilde bir aynanın karşısında durun. Kolunuzu kaldırın ve koltuk altı bölgesindeki cildi germek için elinizi boynunuza koynayın. Böylelikle güvenlik halkası cilde daha kolay bastırılarak uygulamanın daha kolay yapılmasını sağlar.*

Not: *Yansıyan ışık gözlerinize zarar vermez. ışık sizi rahatsız ediyorsa, ışık gönderirken gözlerinizi kapatın.*

Cihazın yüzde kullanılması (üst dudak, çene, yanaklar)


Yüz (üst dudak, çene, yanaklar) için uygun ayarları öğrenmek üzere 'Cihazın kullanıma hazırlanması' bölümündeki 'İşik yoğunluğunu ayarlama' başlığında bulunan önerilen ışık yoğunlukları tablosunu kontrol edin.

Üst dudak, çene ve yanaklarda uygulama yaparken mutlaka **hassas bölge ataçmanını** kullanın. Cihazı asla gözlerin veya kaşların çevresinde kullanmayın. Üst dudak, çene veya yanaklarda uygulama yaptıktan sonra 24 saat içinde güneşe çıkmayın. Uygulamadan sonraki iki hafta süresinde güneş kremleri (SPF 30+) sürmeden güneşe çıkmayın.

İpucu: *Başlığı uygulamak istediğiniz bölgeyi ve 'İşik atımına hazır' işığını rahatlıkla görebilmek için ataçmanı aynanın karşısında kullanarak dudağınızın üzerindeki bölgede, çenenizde ve yanaklarınızda en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.*

İpucu: *Ağız hatlarınızdan dolayı güvenlik halkasının ciltle tam olarak temas etmesi ve ışığın gönderilmesi zor olabilir. Dilinizi dişlerinizle üst dudağınızın arasına yerleştirerek ya da yanaklarınızı şişirerek bu işlemi kolaylaştırılabilirsiniz.*

İpucu: *Yansıyan ışık gözlerinize zarar vermez. ışık sizi rahatsız ediyorsa, ışık gönderirken gözlerinizi kapatın.*



Optimal sonuçlar nasıl elde edilir

- İlk birkaç uygulamadan sonra tüylerin hala görünür olması normaldir ('Giriş' bölümünde 'Çalışma ilkesi' başlığında daha fazla bilgi bulabilirsiniz).
- Tüm tüyleri başarıyla almak ve tüy folikülünün tekrar etkinleşmesini önlemek için ilk iki ay boyunca uygulamaların iki haftada bir tekrarlanması gereklidir. İki aydan sonra cildiniz pürüzsüz ve tüysüz olacaktır. Bu sonuçların korunmasına yönelik talimatları 'Koruma aşaması' bölümünde bulabilirsiniz.

Koruma aşaması

- Cildinizin pürüzsüz ve tüysüz kalmasını sağlamak için uygulamayı dört ila altı haftada bir tekrarlamınızı öneririz. Uygulamaların arasındaki süre tüylerin yeniden çıkma hızına bağlıdır; bu hız vücudun bölgelerine göre değişir. Uygulamalar arasında tüyler çok fazla uzarsa uygulama aralığını tekrar kısaltın; fakat hiçbir bölgede iki haftadan daha kısa aralıklarla uygulama yapmayın. Cihazı önerileninden daha sık kullanmanız uygulamanın etkinliğini artırmadığı gibi cilt reaksiyonu tehlikesini artırır.

Olası yan etkiler ve cilt reaksiyonları

Sık görülen cilt reaksiyonları:

- Ciltte kızanklık ve/veya iğnelenme, karıncalanma veya sıcaklık hissi oluşabilir. Bu reaksiyon kesinlikle zararsızdır ve kısa süre içinde geçer.
- Uygulama yapılan bölgede kısa bir süre için güneş yanığına benzeyen bir reaksiyon ortaya çıkabilir. Bu reaksiyon üç gün içinde iyileşmezse doktora danışmanızı öneririz.
- Tıraş ve ışık uygulamasının üst üste yapılması cilt kuruluğuna ve kaşıntıya yol açabilir. Bu durum zararsızdır ve birkaç gün içinde geçer. Bölgeyi buz torbası veya ıslak bir yüz havlusıyla serinletebilirsiniz. Kuruluk devam ederse uygulamadan 24 saat sonra uygulama bölgesine kokusuz bir nemlendirici sürebilirsiniz.

Nadir görülen yan etkiler:

- Yanıklar, aşırı kızarıklık ve şişme: Bu reaksiyonlar çok nadiren ortaya çıkmaktadır. Bu reaksiyonların nedeni cilt rengine uygun olmayan yükseklikte bir ışık yoğunluğunun kullanılmasıdır. Bu reaksiyonlar üç gün içinde iyileşmezse doktora danışmanızı öneririz. Bir sonraki uygulama için cildinizin tamamen iyileşmesini bekleyin ve daha düşük bir ışık yoğunluğu kullanın.
- Cilt renginde değişme: Bu durum çok nadir görülür. Cilt renginin değişmesi cildin bir bölümünün, etrafındaki bölgeye göre daha koyu veya daha açık bir renk almışıyla fark edilir. Bu durum cildiniz için çok yüksek bir ışık yoğunluğu kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Renk değişimi 2 hafta içinde düzelmeye doktora danışmanızı öneririz. Rengi değişen bölgelerde renk değişikliği geçene ve cilt rengi normale dönene kadar uygulama yapmayın.
- Cilt reaksiyonu ve iltihap: Bu durum çok nadir görülür; cihazın tıraş sırasında meydana gelen yaralar, kesikler ya da önceden var olan yaralar veya batık tüyler üzerinde kullanılmasından kaynaklanıyor olabilir.
- Aşırı acı hissi: Cihazı tıraş edilmemiş cilt üzerinde kullandığınızda, cilt renginiz için çok yüksek bir ışık yoğunluğu seçtiğinizde, aynı bölgeye birden fazla defa ışık gönderdiğinizde ve cihazı açık yaralara, iltihaplı bölgelere, enfeksiyonlara, dövmelere, yanıklara vb. uyguladığınızda, uygulama sırasında veya sonrasında bu durum ortaya çıkabilir. 'Önemli' bölümündeki 'Kullanılmaması gereken durumlar' başlığında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Kullanım sonrası

- Uygulamadan hemen sonra uygulama bölgesinde parfümlü kozmetik ürün kullanmayın.
- Koltuk altlarına uygulama yaptıktan hemen sonra deodorant sürmeyin. Ciltteki kızarıklık tamamen geçene kadar bekleyin.
- Güneş ışığına maruz kalma ve yapay bronzlaşma hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz.'Cihazın kullanımına hazırlanması' bölümü,'Bronzlaşma önerisi' başlığı.

Temizlik ve bakım

Optimum sonuçlar elde etmek ve cihazın kullanım ömrünü uzatmak için, cihazı her kullanımından önce ve sonra ve gerekirse seans sırasında temizleyin. Düzgün şekilde temizlenmediğinde cihazın verimliliği azalacaktır.



Cihazı ya da parçalarını musluk altında veya bulaşık makinesinde yıkamayın.

Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri veya benzin ya da aseton gibi zarar verebilecek sıvılar kullanmayın.

Işık penceresini veya başlıkların içindeki metal çerçeveyi kesinlikle çizmeyin.

Not: Güvenlik halkasının kontak anahtarlarının kirle tıkanmamasına dikkat edin.

Not: Işık penceresi ve başlıklar temizlenemeyecek derecede kirlenmişse cihazı kullanmayı bırakın.

1 Cihazı kapatın, prizden çekin ve soğumaya bırakın.

Not: Işık penceresi kullanım sırasında isnır. Temizlemeden önce soğuduğundan emin olun.

2 Başlığı çıkarmak için parmaklarınızı üst ve alt tarafta bulunan girintilere yerleştirin ve yavaşça çekin. Güvenlik ataçmanı cihazdan kolayca çıkaracaktır.




3 Cihazla birlikte verilen yumuşak bezi birkaç damla suyla nemlendirin ve aşağıdaki parçaları temizleyin:

- ışık penceresi
- başlıkların dış yüzeyi
- başlıkların içindeki metal çerçeve
- hassas bölge ataçmanın iç kısmındaki kırmızı filtre cam

Not: Bu parçaların verimli bir şekilde temizlenmesi için su yeterli olmazsa, birkaç damla yüksek oranlı alkol kullanın.

Not: Kirli ışık penceresi ve/veya başlık bu resimdeki gibi görünebilir. Cihazı her kullanımından önce ve sonra ve gerekirse uygulama sırasında bu bölümdeki talimatlara uygun şekilde temizleyin.

İpucu: Başlıkların kenarları verilen temizlik beziyle artık temizlenemiyorsa bu bez yerine pamuklu cubuk kullanın. Başlıkların arkasında veya ışık penceresinde pamuk veya lif kalmamasına dikkat edin.



- 4** Gerekirse, cihazın dış kısmını cihazla birlikte verilen kuru ve yumuşak temizlik bezıyla temizleyin.

Saklama

- 1** Cihazı kapatın, prizden çekin ve soğumaya bırakın.
- 2** Saklamadan önce, cihazı temizleyin.
- 3** Cihazı verilen kap veya kılıfı yerleştirin.
- 4** Cihazı kuru bir yerde ve 0°C - 60°C sıcaklıklar arasında saklayın.

Değiştirme

Bir parçayı değiştirmeniz gerekiyorsa veya ek parça satın almak istiyorsanız Philips bayiinize gidin veya www.philips.com/support adresini ziyaret edin. Parçaları edinme konusunda sorun yaşıyorsanız lütfen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile irtibat kurun.

Parçaların değiştirilmesi

Aşağıdaki yedek parçalar bulunmaktadır:

- Vücut ataçmanı
- Hassas bölge ataçmanı
- Adaptör
- Saklama kabı veya kılıfı

Çevre




- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.
- Dahili şarj edilebilir piller, çevreyi kirletebilecek maddeler içermektedir. Cihazı atmadan ya da resmi toplama noktasına teslim etmeden önce mutlaka pilleri çıkarın. Pilleri, piller için resmi toplama noktasına teslim edin. Pilleri çıkarmakta güçlük çekiyorsanız, cihazı bir Philips servis merkezine de verebilirisiniz. Bu merkezin personeli pilleri sizin için çıkaracak ve atık işlemleri çevreye zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilecektir.


Şarj edilebilir pillerin çıkarılması

Şarj edilebilir pilleri ancak tamamen boşaldıktan sonra yerinden çıkarın.


- 1 Cihazın alt kapağına bir iğne veya başka bir ince uçlu nesne sokun ve alt kapağı çekerek çıkarın.




- 2 Sapın altındaki iki vidayı bir tornavidayla söküün.




- 3 Tutma kolunun alt kısmını çıkarın ve cihazın alt kısmını bağlayan iki kabloyu kesin.




- 4 Pil konektörlerini kargaburun kullanarak çekip pil terminallerinden çıkarın.



- 5 Şarj edilebilir pilleri kargaburun kullanarak cihazdan çıkarın.





- 6** Artık şarjdan kaynaklanan kazalara maruz kalmamak için iki teli aynı anda kesin.

Garanti ve servis

Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek Merkeziyle iletişim kurun (telefon numarası için lütfen dünya çapında geçerli garanti belgesine bakın). Ülkenizde bir Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.

Teknik spesifikasyonlar

Model SC2002

Gerilim	100V-240V
Frekans	50Hz-60Hz
Ölçülen giriş	7,5W
Elektrik şoku karşı koruma	Sınıf II
Koruma oranı	IP 30 (EN 60529)
Çalışma koşulları	Sıcaklık: +15° - +35°C Bağıl nem: %25 - %95
Depolama koşulları	Sıcaklık: 0° - +60°C Bağıl nem: %5 - %95
Vücut ataçmanı spektrumu	>570nm
Hassas bölge ataçmanı spektrumu	>600nm
Lityum iyon pil	2 x 3,7 Volt 1500 mAh

Sorun giderme

Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetlemektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız, ülkenizdeki Müşteri Destek Merkeziyle iletişim kurun (telefon numarası için lütfen dünya çapında geçerli garanti belgesine bakın).

Sorun	Nedeni	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Şarj edilebilir piller bitmiştir.	Cihazı şarj edin (bkz. bölüm 'Şarj etme').
	Cihaz bozuktur.	Ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
Cihaz aniden kapanıyor.	Şarj edilebilir piller bitmiştir.	Cihazı şarj edin (bkz. bölüm 'Şarj etme').
Adaptör şarj sırasında ısınır.	Bu durum normaldir.	Herhangi bir şey yapılması gerekmemektedir.
Küçük fişi cihazın soketine taklığında şarj ışığı yanmıyor.	Adaptör prize takılmamıştır.	Küçük fişi cihaz soketine ve adaptörü de duvardaki prize takın.
	Elektrik prizi çalışmıyor.	Prizin çalışıp çalışmadığını anlamak için prize başka bir cihaz takın. Priz bozuk olmadığı halde cihazınız hala şarj olmuyorsa, ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile, Philips bayinizle veya bir Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
	Adaptör duvar prizine ve/ veya küçük fiş cihaz soketine düzgün şekilde yerleştirilmemiştir.	Adaptörün duvar prizine ve/veya küçük fiş cihaz soketine düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
	Cihaz bozuktur.	Ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
Cihazı açtım, fakat ışık yoğunluğunu artıramıyorum veya azaltamıyorum.	Cihazın sıfırlanması gerekmektedir.	Cihazı sıfırlamak için , cihazı kapatın ve yeniden açın. Işık yoğunluğunu hala ayarlayamıysanız, ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
Cihazı cildimin üzerine yerleştirdiğimde 'İşik atımına hazır' ışığı yanmıyor.	Başlık, güvenlik halkası cilde iyice temas edecek şekilde yerleştirilmemiştir.	Başlığı tüm kontak anahtarları cilde dokunacak şekilde, 90° derecelik bir açıyla cilde yerleştirin. Ardından 'İşik atımına hazır' ışığının yanlığını gördükten sonra ışık gönderme düğmesine basın.
	Güvenlik halkası kirlenmiştir.	Çalışmıyorsa , cihazı cildinizle kolay temas edebilecegi kolunuzun alt kısmı gibi bir bölgeye yerleştirin.Ardından 'uygulamaya hazır' ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin.'İşik atımına hazır' ışığı cihazı cildinizin üzerine yerleştirdiğinizde bile yanmıyorsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
		Güvenlik halkasını dikkatli bir şekilde temizleyin. Güvenlik halkasını gerektiği gibi temizleyemiyorsanız ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi, Philips bayisi veya Philips servis merkeziyle irtibat kurarak ataçmanın değiştirilmesini sağlayın.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Başlığı cildime temas ettirdiğimde 'İşik atımına hazır' ışığı yanmıyor ama soğutma fanı çalışıyor.	Aşırı ısınma koruması etkinleşmiştir.	Aşırı ısınma koruması etkin hale getirildiğinde fan hala çalışır. Cihazı kapatmayın ve kullanmaya devam etmeden önce yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın. Cihazı cildinizde yerleştirdiğinizde 'İşik atımına hazır' ışığı hala yanmıyorsa, ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi, Philips bayınız veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
'İşik atımına hazır' ışığı yeşil yanıyor fakat ışık gönderme düğmesine bastığında cihaz çakma göndermiyor.	Cihazın sıfırlanması gerekmektedir.	Cihazı sıfırlamak için, cihazı kapatın ve yeniden açın. 'İşik atımına hazır' ışığı yeşil yandığı halde, ışık gönderme düğmesine basıldığından hala ışık göndermiyorsa, ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi, Philips bayınız veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
Cihaz kullanım sırasında ısınır.	Bu durum normaldir.	Herhangi bir şey yapılması gerekmemektedir.
Cihazı açtığında ışık yoğunluğu 1'i göstermiyor.	Cihazın sıfırlanması gerekmektedir.	Cihazı sıfırlamak için, cihazı kapatın ve yeniden açın. Cihaz hala ışık yoğunluğu 1'i göstermiyorsa, ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayınız veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
Cihazdan garip bir koku geliyor.	Başlık ve/veya filtre camı kirli.	Başlığı dikkatli bir şekilde temizleyin. Başlığı gerektiği gibi temizleyemiyorsanız ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi, Philips bayisi veya Philips servis merkeziyle irtibat kurarak ataçmanın değiştirilmesini sağlayın.
	Uygulama yapılacak bölge düzgün bir biçimde tıraş edilmemiştir.	Seans uygulanacak bölgede tüyler bulunuyorsa, cihazı kullandığınızda bu tüyler yanabilir. Bu nedenle, garip bir koku duyabilirsiniz. Cihazı kullanmadan önce uygulama yapılacak bölgeyi düzgün biçimde tıraş edin. Tıraş cildinizin tahnış olmasına neden oluyorsa, tüyleri mümkün olan en kısa şekilde düzeltin ve rahat bir ayar kullanın.
	Chaz tozlu bir ortamda saklanmıştır.	Bir kaç çakmadan sonra garip bir koku geliyor.
Cildim uygulama sırasında normalde olduğundan daha hassas.	Kullandığınız ışık yoğunluğu çok yüksektir.	Doğu ışık yoğunluğunu seçip seçmediğinizi kontrol edin. Gerekirse, daha düşük bir ışık yoğunluğu seçin.
	Seans uygulanacak bölgeleri tıraş edilmemiştir.	Cihazı kullanmadan önce uygulama yapılacak bölgeyi tıraş edin. Tıraş cildinizin tahnış olmasına neden oluyorsa, tüyleri mümkün olan en kısa şekilde düzeltin ve rahat bir ayar kullanın.
	İşik penceresindeki UVfiltresi bozulmuştur.	İşik penceresindeki UVfiltresi bozulmuşsa cihazı daha fazla kullanmayın. Ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi, Philips bayınız veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
	Cihaz bozuktur.	Ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayınız veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Cihazı kullandığında dayanılmaz bir acı hissediyorum.	Seans uygulanacak bölgeleri tıraş edilmemiştir.	Cihazı kullanmadan önce uygulama yapılacak bölgeyi tıraş edin. Tıraş cildinizin tahrîş olmasına neden oluyorsa, tüyleri mümkün olan en kısa şekilde düzeltin ve rahat bir ayar kullanın.
	Cihazı kullanılması uygun olmayan bir bölge için kullanıyorsunuz.	Cihazı vajinal iç dudak, vajina, anüs, göğüs uçları, göğüs ucu çevresi ve dudaklarda, burun deliklerinin ve kulaklıların içinde, göz ve kaş bölgesinde kullanmamalısınız. Erkekler cihazı yüzde veya testislerde kullanmamalıdır.
	Cildiniz için çok yüksek bir ışık yoğunluğu kullandınız.	İşik yoğunluğunu kendiniz için uygun bir seviyeye azaltın. Bkz. 'Cihazın kullanıma hazırlanması' bölümü, 'İşik yoğunluğunun ayarlanması' kısmı.
	Başlığın ışık penceresi veya kırmızı filtre camı kırık.	İşik penceresi veya hassas bölge ataçmanının kırmızı filtre camı kırıldıysa cihazı artık bu başlıkla kullanmayın. Başlığı değiştirmek için bayiinize veya bir Philips servis merkezine gidin ya da Müşteri Destek Merkezi ile irtibat kurun.
	Cihaz cilt renginiz için uygun değildir.	Çok koyu bir cilt rengine sahipseniz cihazı kullanmayın. Vücut tüyleriniz, açık san, kırmızı, gri veya beyazsa cihazı kullanmayın.
Seans uygulanan bölgeler ızzalıya kizarıyor.	Bir miktar kizankılık olması normaldir ve hızlı bir şekilde kaybolur.	Herhangi bir şey yapılması gerekmemektedir.
Uygulamadan sonra oluşan cilt reaksiyonu normalden uzun sürüyor.	Cildiniz için çok yüksek bir ışık yoğunluğu kullandınız.	Bir sonraki uygulamada daha düşük bir ışık yoğunluğu seçin. Bkz. 'Cihazın kullanıma hazırlanması' bölümü, 'İşik yoğunluğunun ayarlanması' kısmı.
		Cilt reaksiyonu 3 günden fazla sürerse doktorunuzla iletişim kurun.
Epilasyondan tatmin edici bir sonuç elde etmedim.	Cildiniz için çok düşük bir ışık yoğunluğu kullandınız.	Bir sonraki uygulamada daha yüksek bir ışık yoğunluğu seçin.
	Cihazı kullandığınızda yeterince üst üste uygulama yapmıyorsunuz.	Epilasyon sonuçlarının tatmin edici olması için cihazı kullanırken üst üste uygulamalar yapmalısınız. 'Cihazın kullanılması' bölümündeki 11. adıma bakın.

Sorun	Nedeni	Çözüm
	Cihazı önerildiği kadar sık kullanmıyorsunuz.	Bütün tüylerin başarılı bir şekilde alınması ve tüy kökünün yeniden etkin hale gelmemesi için seanslar ilk iki ay boyunca iki haftada bir tekrarlanmalıdır. Cildinizin pürüzsüz ve tüysüz kalmasını sağlamak için uygulamayı dört ila altı haftada bir tekrarlamanzı öneririz. Uygulamaların arasındaki süre tüylerin yeniden çıkışa hızına bağlıdır; bu hız vücudun bölgelerine göre değişir. Uygulamalar arasında tüyler çok fazla uzarsa uygulama aralığını tekrar kısaltın; fakat hiçbir bölgede iki haftadan daha kısa aralıklarla uygulama yapmayın. Cihazı önerilenden daha sık kullanmanız uygulamanın etkinliğini artırmadığı gibi cilt reaksiyonu tehlikesini artırır.
	Cihaz tüy ve cilt renginiz için uygun değildir.	Vücut tüyleriniz açık sarı, kızıl, gri veya beyazsa cihazı kullanmayın. Çok koyu bir cilt rengine sahipseniz cihazı kullanmayın.
Uygulama yapılan bölgelerdeki bazı noktalarda tüyler yeniden uzamaya başladı.	Cihazı kullandığınızda yeterince üst üste uygulama yapmıyorsunuz.	Epilasyon sonuçlarının tatmin edici olması için cihazı kullanırken üst üste uygulamalar yapmalısınız. 'Cihazın kullanılması' bölümündeki 11. adıma bakın.
	Tüyler doğal büyümeye dengesinin bir parçası olarak uzamaya başlar.	Bu normaldir. Tüylerin yeniden uzamaya başlaması doğal büyümeye döngüsünün bir parçasıdır. Tüyler yeniden uzar fakat daha yumuşak ve ince olacaklardır.



www.philips.com

 100% recycled paper
 100% papier recyclé

4203.000.7098.1