

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SC1996


Question?
Contact
Philips



User manual

PHILIPS





ENGLISH	6
ESPAÑOL	28
PORTUGUÊS	51
PORTUGUÊS DO BRASIL	76

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Light-based hair removal is one of the most effective methods to treat unwanted body hair with longer-lasting results. It is different from current home hair removal methods because it significantly reduces hair regrowth. Philips has been investigating this method together with leading dermatologists for over 15 years. You can now use this innovative technology comfortably in the privacy of your own home, whenever you want.

This appliance has been specifically designed and optimised for use by women, but can be used by men as well.

Philips Lumea Essential enables treatment of unwanted hair on all areas below the cheekbones, including the face (upper lip, chin and cheeks), using two tailored attachments.

Philips Lumea Essential is designed for individual use only. For hygienic reasons and to ensure a longer life time, we advise you not to share the appliance with others.

For more information about Philips Lumea Essential, see www.philips.com/lumea. Check our homepage regularly for updates.

Benefits

This appliance provides the following benefits:

Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use

Philips Lumea Essential uses a light-based technology called 'Intense Pulsed Light' (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal and has been in use for over fifteen years. Philips Lumea Essential now brings this innovative technology to the comfort of your home.

Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness

This method provides you with long-lasting hair regrowth prevention and silky-smooth skin. Our studies have shown a significant hair reduction after only two treatments. Optimal results were generally achieved after four to five treatments. A reduction in hair density is visible from treatment to treatment. How fast the effect becomes visible and how long the results last varies from person to person. For more information, see section 'How to achieve optimal results' in chapter 'Using the appliance'.

Gentle treatment, even on sensitive body areas


Philips Lumea Essential has been developed in close cooperation with licensed dermatologists for an effective and gentle treatment, even on the most sensitive body areas. The precision attachment even allows you to safely use the appliance on your face.

No replacement lamps needed, no hidden costs

Philips Lumea Essential is equipped with a high-performance lamp which does not require replacement. This lamp can generate over 100,000 flashes and should enable you to continuously maintain results for more than 5 years* while saving money on expensive replacement lamps.

*Based on average usage scenario and recommended treatment regime for one user.

How Philips' Intense Pulsed Light technology works



Hair growth

Hair growth differs from person to person, depending on age, metabolism and other factors. However, everyone's hair normally grows in 3 phases.

1 Growing phase (anagen phase)



The hair grows actively from the root. In this phase the concentration of melanin is highest. Melanin is responsible for the colour of the hair: Melanin concentration is also the determining factor for the efficacy of the Intense Pulsed Light technology. Only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light.

2 Degradation phase (catagen phase)

Hair growth stops and the root shrinks before the hair sheds.


3 Resting phase (telogen phase)

The old hair is shed. The follicle remains at rest until the biological clock tells it to become active again and grow a new hair.



Working principle

- The appliance works by heating up the hair and root beneath the skin. The melanin in the hair and hair root absorbs the energy from the light pulses. The darker the colour of the hair, the more light will be absorbed. This process stimulates the hair to go into the resting phase.
- In between treatments, hair sheds naturally and regrowth is inhibited. After the treatment, it can take one or two weeks for the hair to shed.



- Optimal hair reduction cannot be obtained with a single session, since only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light. During a treatment, hairs on the treated area are usually in different stages of the hair growth cycle. To effectively treat all hairs you have to repeat the treatment once every two weeks for the first two months.

An integrated optical filter ensures that no UV light reaches the skin and ensures that the appliance is safe for the skin when used according to the guidelines.

General description (Fig. 5)

- 1 Intensity lights (1- 5)
- 2 On/off button
- 3 'Ready to flash' light
- 4 Air vents
- 5 Appliance socket
- 6 Flash button
- 7 Openings for electronic contacts
- 8 Light exit window with integrated UV filter

- 9 Body attachment (suitable for all body areas below the neck)
 - a Electronic contacts
 - b Metallic frame inside the body attachment
 - c Integrated safety system
 - d Skin tone sensor
- 10 Precision attachment (suitable for all body areas, including upper lip, chin and cheeks)
 - a Filter glass
 - b Integrated safety system
 - c Skin tone sensor

11 Adapter

12 Small plug

Also included:

- pouch
- cleaning cloth

Note: *The main filter is integrated in the appliance. It ensures safe use on body areas below the neck. Therefore the body attachment does not need an extra filter. However, the precision attachment has an additional filter for safe and pleasant treatment of sensitive skin, such as the face.*

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger



- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).
- Keep the appliance and the adapter dry.
- If the appliance is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Never insert any objects into the appliance.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the appliance with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults from 19 years and older can use the appliance freely.
- Only use the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the glass of the light exit window is broken.
- Do not use the precision attachment if its reddish glass is broken.

To prevent damage

- Make sure nothing obstructs the air flow through the ventilation slots.
- Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Let the appliance cool down after use and then store it in the pouch supplied, so that it does not become dusty.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on. Always switch off the appliance after use.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for extended periods, to prevent damage.
- Do not flash against any other surface than the skin. This can cause severe damage to the attachments and/or the light exit window. Only flash when the appliance is in contact with skin.

Caution



- Never use the appliance around the eyes or near the eyebrows to avoid the risk of eye damage.
- Use this appliance only at settings suitable for your skin type (see the table in section 'Recommended light intensities' in chapter 'Preparing for use'). Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- This appliance is only intended for removing unwanted human body hair from areas below the cheekbones with the two attachments supplied. Do not use it for any other purpose.
- Make sure the skin in the area to be treated is clean, dry and free from creams, lotions and other cosmetics. If the skin is not clean and dry, the integrated safety system may not work as intended and the appliance may not flash or may flash unintentionally.
- Do not use the appliance if any of the situations mentioned in section 'Contraindications' apply to you.

Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea Essential:

- Do not expose the appliance to ambient temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- The appliance is equipped with a built-in overheat protection. If the appliance overheats, it does not flash. Do not switch off the appliance, but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue with your treatment. After 5 minutes the appliance switches off automatically. Then let it cool down for another 10 minutes.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Contraindications

For whom is Philips Lumea Essential NOT suitable?

Philips Lumea Essential is not suitable for everyone. If any of the following is true for you, then this appliance is **not** suitable for you to use!

Do not use the appliance if you are pregnant or breast feeding.

Philips Lumea Essential has not been tested on pregnant women, therefore we advise you not to use the appliance if you are pregnant or breast feeding. Hormonal changes could increase the sensitivity of your skin and the risk of injury to the skin.

Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour, i.e.:

- If you are of skin type V (you rarely get sunburnt, you tan very well and your skin tone is dark brown) or if you are of skin type VI (you rarely or never get sunburnt and you tan very darkly; your skin tone is brownish black or darker); in these cases you run a high risk of developing skin reactions such as discolourations, redness or burns, when you use Philips Lumea Essential. See also chapter 'Possible side effects and skin reactions' and consult the 'Recommended light intensities table' in the quick start guide.
- If your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white, grey or red. The treatment will not be effective.

Do not use Philips Lumea Essential to treat any area more often than once every two weeks.

Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:

- If you have a skin disease such as active skin cancer; you have a history of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated.
- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- If you have a history of collagen disorder; including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have a history of vascular disorder; such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- If you have had surgery in the areas to be treated.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta- Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin such as Accutane® or Roaccutane® in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are on painkillers, which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine. Never use the appliance if the medication instructions include cautions regarding photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you must avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner that does not allow you to stop using them at least one week prior to each treatment with Philips Lumea Essential.
- If you take immunosuppressive medications.

Never use the appliance on the following areas:

- Around the eyes and near the eyebrows.
- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears. See chapter 'Using the appliance', section 'Using the appliance in the bikini area'.
- Men must not use it on the face or on the scrotum. Men's facial hair differs from women's facial hair and the precision attachment is only designed for treatment on women's facial hair.
- Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars or other skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin colour, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases (e.g. skin cancer).
- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and a change in skin colour (hypopigmentation or hyperpigmentation). Usage on warts may even spread the warts, as warts are viral infections.
- On areas, where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions. See chapter 'Possible side effects and skin reactions'.

Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 2 weeks) or fake-tanned skin.

- All types of tanning can influence the safety of the treatment. This applies to exposure to natural sunlight as well as artificial tanning methods, such as tanning lotions, tanning appliances etc. If you are tanned or are planning to tan, see chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice'.

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the appliance we advise you to consult a doctor.



Possible side effects and skin reactions

Common skin reactions

- Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.
- A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor.
- Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a few days. You can cool the area with an ice pack or a wet facecloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturiser on the treated area 24 hours after the treatment.

Rare side effects


- Burns, excessive redness and swelling: these reactions occur rarely and are usually the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discolouration: this occurs very rarely. Skin discolouration manifests itself as either a darker or lighter patch than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If the discolouration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discoloured areas until the discolouration has disappeared and your skin has regained its normal skin colour.
- Skin infection and inflammation: This occurs very rarely and may be caused by using the appliance on wounds or cuts that resulted from shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the appliance on unshaved skin, if you use the appliance at a light intensity that is too high for your skin colour, if you flash the same area more than once and if you use the appliance on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. See chapter 'Contraindications' for more information.

After use

- Do not apply any perfumed cosmetics to the areas treated immediately after treatment.
- Do not use deodorant immediately after treating the underarms. Wait until any skin redness has disappeared completely.
- See chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice' for information about sun exposure and artificial tanning.

Preparing for use

For optimal results, prepare the areas on which you intend to use the appliance in the manner described below.



Preparing treatment areas

- 1 Shave the areas you intend to treat as long as these areas still show hair regrowth.

Note: Do not use depilatory creams instead of shaving.

Note: If your last depilation method involved removing hairs by the roots (e.g. epilating), you can start the treatment right away. In this case, we advise you to shave in between treatments for optimal results.

Please note that treatment on unshaved or improperly shaved areas has a number of undesired effects:

- The light exit window and attachments may become contaminated with stray hairs and dirt. A contaminated light exit window and contaminated attachments can reduce the lifetime and efficacy of the appliance. Contamination of the light exit window can also cause the treatment to become painful or cause skin reactions like redness and discolouration.
- Hairs on your skin can burn, which can result in an unpleasant smell.

- 2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances (e.g. residues of deodorants, lotions, perfumes, tanning creams and sunscreens).

- 3 Check the appliance, especially the light exit window and attachments, for trapped hair, dust and fibres. If you see any contamination, clean the appliance according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.

If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive to IPL than that of others. This may cause the IPL treatment to feel uncomfortable or it may lead to other unwanted side effects. We advise you to wait until the irritation has disappeared.

- 4 Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4-5 treatments, you no longer have to shave before you use the appliance.

Light intensity

Unlike professional light-based appliances, Philips Lumea Essential has been developed for consumer use and its light pulses are gentler. Therefore you can expect a **convenient** and **effective** treatment at a light intensity that you find comfortable.

Philips Lumea Essential provides five different light intensities. Adjust the light intensity to the colour of your skin, body hair and facial hair and to a level you find comfortable. The recommended light intensities table below helps you to establish the right light intensity.

Note: The appliance is automatically disabled when your skin is too dark, to prevent you from developing skin reactions. However, the integrated skin colour sensor does not tell you which light intensity setting to use, as preferences differ strongly from person to person. Philips Lumea Essential gives you the freedom to select the light intensity that you find most convenient, as long as the appliance is suitable for your skin colour. To establish the right light intensity for use on your skin, see the recommended light intensities table below and on the quick start guide.

- 1** Consult the table below to determine which light intensities are appropriate for your skin and the colour of your skin, body hair and facial hair (if there is no suitable light intensity for your skin/hair colour combination, this is indicated with x in the table).

Tip: You can put the table in the quick start guide on your skin and compare it with your skin colour.

Tip: We advise you to store the quick start guide in the pouch for future reference.

- 2** Reduce the light intensity if you experience any pain or discomfort. Persons with darker skin run a higher risk of skin irritation because their skin absorbs more light. Therefore lower intensities are recommended for persons with darker skin.

The light pulse can feel warm or hot on the skin but should never be painful. Different body areas may require different light intensities, see the table below. To prevent skin reactions, see chapter ‘Possible side effects and skin reactions’.

Recommended light intensities (1-5)

In the table below, the numbers indicate the light intensity to be selected and ‘x’ means that the appliance is not suitable for you.

Note: The colour of your skin may change, for example because your skin has tanned. It may then be darker than during the previous treatment. Therefore it is important that you check the setting to be used before every treatment and per area. Some areas may be darker than others.

Body hair colour:	Dark blond/light brown/ brown/dark brown/black	white/grey/red/light blond
<i>Skin colour and characteristics:</i>		
White (always sunburn, no tanning)	4/5	x
Beige (easy sunburn, minimal tanning)	4/5	x
Light brown (sometimes sunburn, good tanning)	4/5	x
Mid brown (rarely sunburn, fast and good tanning)	1/2/3	x
Dark brown (rarely sunburn, very good tanning)	x	x
Brownish black and darker (rarely to never sunburn, very dark tanning)	x	x

Important

To check whether Philips Lumea Essential is suitable for you, see chapter ‘Contraindications’.

Tanning advice



- **Avoid sunbathing when you use Philips Lumea Essential regularly (every two weeks).**

Sunbathing can cause skin to darken (tan) or can cause sunburn (reddening of the skin). Using Philips Lumea Essential on darkened (tanned) and/or sunburned skin increases the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Possible side effects and skin reactions'.

- **Sunbathing before treatment: Wait 2 weeks and perform a skin test.**

Wait at least 2 weeks after sunbathing before you use the appliance. Perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use and skin test') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity. Failure to do so increases the risk of developing skin reactions after treatment with Philips Lumea Essential.

- **Sunbathing after treatment: Wait 48 hours before sunbathing after treatment with Philips Lumea Essential.**

Wait at least 48 hours after treatment before you expose treated areas to the sun. Even after 48 hours, make sure that the treated skin shows no adverse reaction to the treatment before you expose it to the sun. Cover treated areas when you go out into the sun or use a sunblock (SPF 30+) in the two weeks after treatment. Exposing treated areas to sunlight without protection immediately after treatment increases the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Possible side effects and skin reactions'.

- **Tanning with artificial light**

Follow the instructions in 'Sun exposure before treatment' and 'Sun exposure after treatment' above.

- **Tanning with creams**

If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has fully disappeared before you use Philips Lumea Essential.

Note: For more details on unwanted skin reactions, see chapter 'Possible side effects and skin reactions'.


Using the appliance

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity' to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour. Use the appliance in a well-lit room; this reduces the perceived brightness of the flash.

Shave the area you intend to treat before you use the appliance (see chapter 'Preparing for use', section 'Preparing treatment areas').

If the treatment becomes painful at any point in time, reduce the light intensity setting until the treatment is comfortable again. If you notice skin reactions stronger than slight redness, stop the treatment immediately and read section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter.


Choosing the right attachment



- Body attachment

The body attachment can be used to treat unwanted body hair on all body areas below the neck (for exceptions, see chapter 'Contraindications'). The body attachment can cover an area of 4cm² and has been specially designed for faster treatment of larger areas like legs.

Never use the body attachment on the face.




- Precision attachment

The precision attachment includes an additional integrated light filter and can be used for safe treatment of unwanted facial hair on the upper lip, chin and cheeks. It may also be used on other sensitive areas of the body, such as the underarms and bikini area or hard-to-reach areas.

Never use the appliance around the eyes or near the eyebrows.


First use and skin test




When you use the appliance for the first time or after recent tanning, we advise you to perform a skin test on **each** area to be treated to check your skin's reaction to the treatment and to get accustomed to light-based treatment.

- 1** Choose the attachment appropriate for the area you intend to treat.
- 2** Choose an area close to the area you intend to treat.
- 3** Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.

Note: Make sure the selected attachment is placed on the appliance.




- 4** Press the on/off button to switch on the appliance.



► Intensity light 1 goes on.

Note: The appliance always automatically selects the lowest light intensity setting. See section 'Light intensity' in chapter 'Preparing for use' to determine the appropriate light intensity.


- 5** To adjust the light intensity setting, press the on/off button one or more times until you have reached the required setting. The corresponding intensity light lights up.




- 6** Place the appliance at a 90° angle on the skin so that the attachment is in contact with the skin. Press the appliance firmly onto the skin to ensure skin contact.

Tip: For easier use, stretch the area of skin you want to treat.


- ▶ The appliance automatically performs a skin colour analysis.



- When the 'ready to flash' light on the back of the appliance lights up white, your skin is suitable for treatment with the appliance and you can proceed.




- When the 'ready to flash' light first flashes orange and then lights up orange continuously, your skin is not suitable for treatment with the appliance and the appliance is disabled. You might be able to use Philips Lumea Essential on less tanned or naturally lighter body parts. If this does not work, please contact Philips Consumer Care.



- 7** Press the flash button to release a flash.

*Note: The visible light produced by the appliance is the reflection of the flash on the skin and is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use. Use the appliance in a **well-lit** room; this reduces the perceived brightness of the flash.*

- 8** Release the flash button once the appliance has flashed.



- ▶ The 'ready to flash' light starts blinking white to indicate that the appliance is getting ready to release a flash.
- ▶ When the appliance is ready to release a flash, the 'ready to flash' light lights up white continuously.

- 9** Slide the appliance over the skin to the next area to be treated. As long as it feels comfortable (not painful), increase the setting by one level within the recommended range for your skin type and apply one flash for each setting. **Do not apply more than one flash on the same spot.**

- 10** When you have finished the treatment, press and hold the on/off button for 2 seconds to switch off the appliance.
- 11** After the skin test, wait for 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

Subsequent use

- 1** Before every treatment, clean the light exit window, the outside of the attachments, the metallic frames inside the attachments and the reddish filter glass inside the precision attachment. For more information see chapter 'Cleaning and maintenance'.
- 2** Start each treatment by selecting the light intensity very carefully, based on your skin's sensitivity and on how comfortable treatment feels. See section 'Recommended light intensities' to select the right setting for your skin type and hair colour combination.

Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons. See chapter 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter for more information.

- 3** Follow steps 2-7 of the previous section ('Before first use and skin test').

Note: It is normal that the appliance and the attachment become warm during use.

- 4** Slide the appliance over the skin to the next area to be treated and repeat steps 5 and 6 of section 'First use and skin test' in this chapter. After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the appliance is ready to flash again. The 'ready to flash' light on the back of the appliance starts blinking white again to indicate that it is charging. Wait until this light lights up continuously before you continue.


Tip: For a more efficient treatment, keep the flash button pressed while you slide the appliance over your skin.

Do not treat exactly the same area multiple times during one session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.

- 5** To avoid untreated areas, make sure the flashes are produced close to each other. Note that effective light only comes out of the light exit window. However, always make sure you do not flash the same area twice.
- 6** When you have finished the treatment, press and hold the on/off button for 2 seconds to switch off the appliance.
- 7** Check the light exit window and the attachments for hairs and dirt and clean the appliance after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Treatment plan and effectiveness

A typical full hair growth cycle may take 18-24 months. During this time, multiple treatments with Philips Lumea Essential may be required in order to achieve permanent hair reduction. The effectiveness of hair reduction varies from person to person according to body area, hair colour and how the Philips Lumea Essential is used.



How to achieve optimal results

- It is normal that hairs are still visible after the first few treatments (see chapter 'Introduction', section 'Working principle' for more information).
- To remove all hairs successfully and prevent the hair follicle from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. Your skin should be smooth and hair-free by then. Please read section 'Maintenance phase' to find out how you can keep these results.

Maintenance phase

- To ensure that your skin stays smooth and hair-free, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.

Guidelines for treatment

Average treatment time

Area	Approx. treatment time	Recommended attachment
Underarms	1 minute per underarm	Body/Precision attachment
Bikini line	1 minute per side	Body/Precision attachment
Entire bikini area	4 minutes	Body/Precision attachment
One lower leg	8 minutes	Body attachment
One full leg	14 minutes	Body attachment
Upper lip/chin/cheeks	1 minute	Precision attachment

Note: The average treatment times above have been observed during research and tests. Individual treatment times may vary from person to person.

Intended treatment areas


The appliance is intended to treat unwanted hairs on the upper lip, chin, cheeks, underarms, arms, stomach, bikini area, back and legs.

Using the appliance on the legs

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity' to see which settings are suitable for your legs.

- You can move the appliance up and down or across the leg, whichever is more convenient to you. In order to maintain full contact with the skin, you can also place and hold the appliance on your skin sideways.

Note: Bony areas like shinbone and ankles are more sensitive than other areas of the body. When you press the attachment hard onto these areas, the skin can be more susceptible to skin reactions, such as skin irritation and redness. See chapter 'Possible side effects and skin reactions'. Press the attachment onto the skin just hard enough to make the 'ready to flash' light go on, but not harder.



Using the appliance in the bikini area

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity' to see which settings are suitable for your bikini area. In principle, Philips Lumea Essential is safe and gentle enough for treatment of the entire bikini area (e.g. for 'Brazilian' or 'Hollywood' style). Use a lower setting on darker pigmented, more sensitive skin in the bikini area. Do not use the appliance on inner labia, vagina and anus. Men who wish to treat their pubic area must not use the appliance on the scrotum.

Note: If you want to leave some hair in place, e.g. in case of a 'Brazilian', make sure that the skin colour sensor is not placed on the remaining hair during the treatment, as this can cause the appliance to block.

Note: For hygienic reasons, always clean the attachment before you start treating another body area (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Using the appliance on the underarms

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your underarms.

Make sure you remove any deodorant, perfume, cream or other skin care product from your underarms before treatment.

Tip: To achieve optimal results on your underarms, stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light. Raise your arm and place your hand on the back of your neck to stretch the skin in the underarm area.

Note: The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is unpleasant, close your eyes when you release a flash.

Using the appliance on the face (upper lip, chin and cheeks)

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your face (upper lip, chin and cheeks).

Always use only the **precision attachment** to treat the upper lip, chin and cheeks. Never use the appliance around the eyes or near the eyebrows. When you treat your upper lip, chin or cheeks, make sure you do not expose your face to direct sunlight in the 24 hours following the treatment. Apply a sunblock (SPF 30+) after the treatment for the next two weeks when you expose your face to direct sunlight.

Caution: When you treat the area above your upper lip, be careful that you do not flash on the lip.

Tip: Apply a thick layer of white eyeliner to your lip and lip margin. This white line ensures the energy of the flash is reflected and does not touch your lip if you flash the lip unintentionally. Only use a white eyeliner. Any other colour absorbs the light and may cause skin irritation.





Tip: To achieve optimal results on your upper lip, chin and cheeks, stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light.

Tip: Because of the contours of the jaw, it may be difficult to bring the integrated safety system into full contact with the skin and to release a flash. Put your tongue between your teeth and upper lip or puff up your cheeks to make this easier.

Tip: The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is unpleasant, close your eyes when you release a flash.

Cleaning and maintenance

To ensure optimal results and a long life for the appliance, clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment. The appliance loses its effectiveness if you do not clean it properly.

Never clean the appliance or any of its parts under the tap or in the dishwasher.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Never scratch the light exit window or the metallic frame inside the body attachment.

Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the light exit window or the attachments.


- 1** Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.


Note: The light exit window becomes hot during use. Make sure it has cooled down before you clean it.

- 2** To remove the attachment, grab the projections at the top and bottom of the attachment and pull gently.
- 3** If necessary, clean the outside of the appliance with the soft cleaning cloth supplied with the appliance.
- 4** Moisten the soft cloth supplied with the appliance with a few drops of water and use it to clean the following parts:
 - the light exit window
 - the outside surface of the attachments
 - the metallic frames inside the attachments
 - the reddish filter glass inside the precision attachment

Make sure that the electronic contacts do not get wet.

Note: If water does not clean effectively, use a few drops of high-percentage alcohol to clean the parts mentioned above.





Note: Make sure you clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment according to the instructions in this section.

Storage

- 1** Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.
- 2** Clean the appliance before you store it.
- 3** Store the appliance and the attachments in the pouch supplied at a temperature between -20°C and $+70^{\circ}\text{C}$.

Tip: We advise you to store the quick start guide in the pouch for future reference.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Spare parts

The following spare parts are available:

- Body attachment (type number 4222.100.1629)
- Precision attachment (type number 4222.100.1630)
- Adapter
- Cleaning cloth
- Pouch

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Technical specifications

Model SC1996

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	36W
Protection against electric shock	Class II 
Protection rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: +15° to +35°C Relative humidity: 30% to 95%
Storage conditions	Temperature: -20°C to +70°C Relative humidity: 5% to 95%
Spectrum of body attachment	>500nm
Spectrum of precision attachment	>600nm

Adapter

Model: S036NU2400150

Rated	100-240V, 50/60Hz, 100mA
Protection against electric shock	Listed Class 2 power supply Non-suitable for use in the presence of flammable anesthetics with air, oxygen and nutritious oxide. Normal temperature and humidity for storage and transportation. Method of continuous operation with intermittent load.



- Do not expose to excessive moisture or rain.



- Protection against electric shock: Type BF Applied Part.



- Fragile device.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The adapter/ appliance becomes warm during charging.	This is normal.	No action required.
I have switched on the appliance but I cannot increase or decrease the light intensity.	The appliance has to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and then switch it on again. If you still cannot adjust the light intensity, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not work when I place the appliance on the skin.	You have not properly placed the appliance on the skin.	Place the appliance at a 90° angle onto the skin in such a way that all 4 sides of the integrated safety system touch the skin. Then check if the 'ready to flash' light lights up white continuously and press the flash button. If this does not work, place the appliance on a part of your body where it is easy to establish full skin contact, for example on your lower arm. Then check if the 'ready to flash' light works. If the 'ready to flash' light still does not start blinking when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.

Problem	Possible cause	Solution
The 'ready to flash' light first blinks orange and then lights up orange continuously when I place the appliance on the skin and the appliance does not release a flash.	The skin you are trying to treat is too dark.	To prevent your skin from developing side effects, the appliance does not work on skin that is too dark. You might be able to use Philips Lumea Essential on lighter coloured body parts. If this does not work either, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not work when I place the attachment on my skin, but the cooling fan works.	The overheat protection has been activated.	When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the appliance. Let it cool down for approx. 15 minutes before you continue to use it. After 5 minutes the appliance switches off automatically. Then let it cool down for 10 more minutes. If the 'ready to flash' light still does not work when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light lights up continuously, but the appliance does not produce a flash when I press the flash button.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the 'ready to flash' light lights up continuously, but the appliance still does not produce a flash when you press the flash button, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
Intensity light 1 continues to blink and I cannot change the setting.	The attachment is not placed on the appliance properly.	Place the attachment on the appliance properly.
All intensity lights go on alternately.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the intensity lights continue to go on alternately, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
All intensity lights are blinking simultaneously.	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance produces a strange smell.	The attachment and/or the filter glass is dirty.	Clean the attachment and the light exit window carefully. If you are unable to clean the attachment properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the attachment.
	You have not shaved the area to be treated properly.	If there are hairs on the area to be treated, these hairs may get burnt when you use the appliance. As a result, you notice a strange smell. Shave the area to be treated properly before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use the Philips Lumea Essential at a comfortable setting.

Problem	Possible cause	Solution
	You stored the appliance in a dusty environment.	Clean the appliance and the attachments (see chapter 'Cleaning and maintenance').
The skin feels more sensitive than usual during treatment.	The light intensity you use is too high.	Check if you have selected the right light intensity. If necessary, select a lower light intensity.
	You did not shave the areas to be treated.	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use the Philips Lumea Essential at a comfortable setting.
	The light exit window is broken.	If the light exit window is broken, do not use the appliance anymore, to avoid the risk of skin reactions. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I experience an unacceptable pain sensation when I use the appliance.	You did not shave the areas to be treated	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use the Philips Lumea Essential at a comfortable setting.
	You treated an area for which the appliance is not intended.	You must not use the appliance on your inner labia, vagina, anus, nipples and areolas. Men must not use it on the face and on their scrotum. Men's facial hair differs from women's facial hair and the precision attachment is only designed for treatment of women's facial hair.
	You have used a light intensity that is too high for you.	Reduce the light intensity to a level that is comfortable for you. See chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity'.
	The light exit window of the body attachment or the filter glass of the precision attachment is broken.	If the light exit window of the body attachment or the filter glass of the precision attachment is broken, do not use the appliance with the attachments anymore. Go to your dealer or a Philips service centre or contact the Consumer Care Centre to have the attachment replaced.
The treated areas become red after the treatment.	Slight redness is harmless and normal and disappears quickly.	No action required.
The skin reaction after the treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity that is too high for you.	Select a lower light intensity the next time. See chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity'. If the skin reaction lasts longer than 3 days, contact your doctor.
The hair-reduction results are not satisfactory.	You have used a light intensity that is too low for you.	Perform a skin test to determine if you can use a higher light intensity (see chapter 'Using the appliance', section 'First use and skin test').

Problem	Possible cause	Solution
	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-reduction results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', section 'Subsequent use', step 4.
	You do not use the appliance as often as recommended.	To remove all hairs successfully and to prevent the hair root from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. To ensure that your skin stays smooth, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.
	You respond more slowly to IPL treatment than the average user.	Continue using the device for at least 6 months, as hair regrowth can still decrease over the course of this period. Also take into account the other solutions to this problem.
	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have dark skin. Consult the body hair and skin colour table in the Quick Start Guide.
Hair starts to grow again in some spots on the treated areas.	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-reduction results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', section 'Subsequent use', step 4.
	Hair starts to grow again as part of the natural cycle of hair growth.	This is normal. It is part of the natural cycle of hair growth that hair starts growing again. The hairs that come back, however, tend to be softer and thinner.
The appliance does not work.	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

La eliminación del vello basada en la emisión de pulsos de luz es uno de los métodos más efectivos para tratar el vello corporal no deseado con los resultados más duraderos. Es diferente a las soluciones caseras actuales porque reduce significativamente el crecimiento del vello. Philips ha estado investigando este método junto con los mejores dermatólogos durante más de 15 años. Ahora puede utilizar esta innovadora tecnología cómodamente en la intimidad de su casa, donde desee.

Este aparato se ha diseñado y optimizado para ser utilizado por mujeres, pero también puede ser utilizado por hombres.

Philips Lumea Essential permite el tratamiento del vello no deseado de todas las zonas situadas por debajo de los pómulos, incluida la cara (labio superior, la barbilla y las mejillas), utilizando dos accesorios especiales creados a medida.

Philips Lumea Essential se ha diseñado para uso individual. Por razones de higiene y para garantizar una mayor vida útil, le aconsejamos que no comparta el aparato con otras personas.

Para obtener más información sobre el sistema Philips Lumea Essential, consulte **www.philips.com/lumea**. Visite nuestra página de forma regular para estar al día.

Ventajas

Este aparato proporciona las siguientes ventajas:

Tecnología “Luz pulsada intensa” (Intense Pulsed Light, IPL) para uso doméstico

El sistema Philips Lumea Essential utiliza una tecnología basada en la luz denominada “Luz pulsada intensa” o IPL (del inglés, Intense Pulsed Light). La tecnología IPL también se utiliza en los tratamientos de belleza profesionales para la eliminación del vello y lleva en uso más de quince años. Philips Lumea Essential le ofrece la oportunidad de beneficiarse de este sistema con una tecnología innovadora en la comodidad de su hogar.

Prevención eficaz del crecimiento del vello para una piel suave todos los días

Este método le ofrece una prevención duradera del crecimiento del vello para una piel suave como la seda. Nuestros estudios ya han demostrado una reducción del vello significativa tras solo dos tratamientos. Los resultados óptimos se obtienen normalmente tras cuatro o cinco tratamientos. Se aprecia una menor densidad del vello con cada tratamiento. La rapidez con que se aprecian resultados visibles y la duración entre cada depilación varía de una persona a otra. Para obtener más información, consulte la sección “Cómo lograr resultados óptimos” del capítulo “Uso del aparato”.

Tratamiento delicado, incluso en zonas sensibles

Philips Lumea Essential se ha desarrollado en estrecha colaboración con dermatólogos para ofrecer un tratamiento eficaz y suave incluso en las zonas más sensibles del cuerpo. El accesorio de precisión permite utilizar el aparato incluso en zonas faciales.

No necesita bombillas de repuesto, por lo que no hay gastos adicionales encubiertos

Philips Lumea Essential incorpora una lámpara de alto rendimiento que no requiere sustitución. Esta lámpara puede generar más de 100.000 pulsos y debe permitirle mantener los resultados de manera continua durante más de 5 años*, al mismo tiempo que le ahorra dinero en caras sustituciones de la lámpara.

*De acuerdo con un uso regular y régimen de tratamiento recomendado para un usuario.

Funcionamiento de la tecnología de luz pulsada intensa de Philips

Crecimiento del vello

El crecimiento del vello varía según la persona, dependiendo de la edad, el metabolismo y otros factores. Sin embargo, por lo general, el crecimiento del vello se produce en tres fases.

1 Fase de crecimiento (fase anágena)

El vello crece activamente desde la raíz. En esta fase es cuando se da la mayor concentración de melanina, responsable del color del vello. La concentración de este pigmento es además el factor determinante de la eficacia de la tecnología de luz pulsada intensa. El tratamiento con luz solo actúa eficazmente en el vello en fase de crecimiento.

2 Fase de degradación (fase catágena)

El crecimiento del vello se detiene y la raíz se reduce antes de que el vello se caiga.

3 Fase de reposo (fase telógena)





El vello que ha crecido cae. El folículo descansa hasta que el reloj biológico le indique que se vuelva a activar para generar vello nuevo.

Principio de funcionamiento

- El aparato elimina el vello calentándolo desde la raíz. La melanina del vello y la raíz absorben la energía emitida por las pulsaciones de luz. Cuanto más oscuro es el vello, más luz se absorbe. Este proceso estimula el paso del vello a la fase de reposo.
- Entre cada tratamiento se produce la caída natural del vello y se inhibe el crecimiento. Después del tratamiento, el vello puede tardar una o dos semanas en caer.

- Una sola sesión no consigue una reducción óptima del vello, ya que éste solo puede tratarse en la fase de crecimiento y en la zona tratada habrá vello en distintas fases del ciclo de crecimiento. Para tratar de forma eficaz todo el vello, tiene que repetir el tratamiento una vez cada dos semanas durante los primeros dos meses.

Un filtro óptico integrado evita que la luz UV llegue a la piel y garantiza que el aparato no produzca ningún daño en la piel al utilizarlo siguiendo las indicaciones.



Descripción general (fig. 5)

- 1 Pilotos de intensidad (1- 5)
 - 2 Botón de encendido/apagado
 - 3 Piloto de "listo para emisión de pulso"
 - 4 Rejillas de ventilación
 - 5 Toma del aparato
 - 6 Botón de emisión de pulsos de luz
 - 7 Aberturas para contactos electrónicos
 - 8 Ventanilla de salida de luz con filtro UV integrado
 - 9 Accesorio para el cuerpo (adecuado para cualquier zona del cuerpo por debajo del cuello)
 - a Contactos electrónicos
 - b Marco metálico del interior del accesorio para el cuerpo
 - c Sistema de seguridad integrado
 - d Sensor de tono de piel
 - 10 Accesorio de precisión (adecuado para cualquier zona del cuerpo, incluidos el labio superior, la barbilla y las mejillas)
 - a Filtro de cristal
 - b Sistema de seguridad integrado
 - c Sensor de tono de piel
 - 11 Adaptador de corriente
 - 12 Clavija pequeña
- También se incluye:
- funda
 - paño de limpieza

Nota: El filtro principal se integra en el aparato. Garantiza un uso seguro en las zonas del cuerpo por debajo del cuello. Por lo tanto, el accesorio para el cuerpo no necesita un filtro adicional. Sin embargo, el accesorio de precisión incluye un filtro adicional para un tratamiento seguro y suave para la piel sensible, como la del rostro.

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro



- El agua y la electricidad forman una combinación peligrosa. No utilice este aparato en ambientes húmedos (p. ej., cerca de un bañera llena, una ducha o una piscina).
- Mantenga el aparato y el adaptador siempre secos.
- Si el aparato se rompe, no toque ninguna pieza interior para evitar una descarga eléctrica.
- No inserte nunca ningún objeto en el aparato.

Advertencia

- Este aparato no debe usarse por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- El aparato no está indicado para el uso en menores de 15 años. Los adolescentes de entre 15 y 18 años pueden utilizarlo con el consentimiento y ayuda de sus padres o de las personas que ejerzan la autoridad parental sobre ellas. Los adultos a partir de 19 años pueden utilizar este aparato sin problemas.
- Utilice únicamente el adaptador que se suministra.
- No utilice el aparato ni el adaptador si están dañados.
- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- No utilice el aparato si el cristal de la ventanilla de salida de luz está roto.
- No utilice el accesorio de precisión si el cristal rojizo está roto.

Para evitar daños

- Compruebe que nada impida el paso del aire por las ranuras de ventilación.
- Evite golpes fuertes en el aparato, no lo sacuda ni lo deje caer.
- Si cambia el aparato de un entorno muy frío a otro muy cálido o al revés, espere unas tres horas antes de usarlo.
- Deje que el aparato se enfríe después de utilizarlo y guárdelo en la funda proporcionada para que no quede expuesto al polvo.
- No deje nunca el aparato desatendido cuando esté enchufado a la toma de corriente. Apáguelo siempre después de cada uso.
- No exponga el aparato a la luz solar directa ni a la luz UV durante periodos prolongados para evitar daños.
- No enfocar hacia superficies que no sean la piel ya que puede causar daños graves en los accesorios o la ventanilla de salida de luz. Active el aparato solamente cuando esté enfocando a la piel.

Precaución



- No utilice nunca el aparato alrededor de los ojos ni cerca de las cejas para evitar el riesgo de sufrir daños oculares.
- Utilice el aparato únicamente con los ajustes adecuados para su tipo de piel (consulte la tabla de la sección "Intensidades de luz recomendadas" en el capítulo "Preparación para su uso"). La utilización del mismo con ajustes más altos de los recomendados puede aumentar el riesgo de reacciones cutáneas y efectos secundarios.
- Este aparato se ha diseñado únicamente para eliminar, en personas, el vello corporal no deseado de las zonas por debajo de los pómulos mediante los dos accesorios suministrados. No lo utilice con otra finalidad.

- Asegúrese de que la piel de la zona que va a tratar está limpia, seca y libre de cremas, lociones y otros cosméticos. Si la piel no está limpia y seca, puede que el sistema de seguridad integrado no funcione como debería y el aparato no emita pulsos o lo haga de forma no intencionada.
- No utilice el aparato si en su caso se aplica cualquiera de las situaciones mencionadas en la sección "Contraindicaciones".

Tenga en cuenta lo siguiente para evitar comprometer la vida útil del sistema Philips Lumea Essential:

- No exponga el aparato a temperaturas ambientales inferiores a 15 °C o superiores a 35 °C durante su uso.
- El aparato está equipado con una protección contra el sobrecalentamiento integrada. Si el aparato se sobrecalienta, no emite pulsos de luz. No lo apague, deje que se enfríe durante unos 15 minutos antes de continuar con el tratamiento. Después de 5 minutos, el aparato se apaga automáticamente. Después de eso, deje que se enfríe otros 10 minutos.
- Para revisiones o reparaciones, lleve siempre el aparato a un centro de servicio autorizado por Philips. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden dar lugar a situaciones extremadamente peligrosas para el usuario.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Contraindicaciones

¿Quién NO debería utilizar el sistema Philips Lumea Essential?

El sistema Philips Lumea Essential no es adecuado para todo el mundo. Si su caso es uno de los siguientes, este aparato **no** es adecuado para usted.

No utilice el aparato si está embarazada o está dando el pecho.

Philips Lumea Essential no se ha probado en mujeres embarazadas, por lo tanto le recomendamos que no utilice el aparato si está embarazada o dando el pecho. Los cambios hormonales pueden aumentar la sensibilidad de la piel y el riesgo de lesiones en la misma.

Nunca utilice el aparato si tiene un color de piel o de vello inadecuado, es decir:

- Si su piel es del tipo V (si casi nunca se quema por el sol, se broncea muy bien y su tono de piel es marrón oscuro) o si su piel es del tipo VI (si nunca o casi nunca se quema por el sol y se broncea mucho; su tono de piel es moreno pardo o más oscuro). En estos casos tiene muchas posibilidades de desarrollar reacciones cutáneas como decoloraciones, piel roja o quemaduras cuando utilice el sistema Philips Lumea Essential. Consulte también la sección "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas" y la "Tabla de intensidades de luz recomendadas" de la guía de inicio rápido.
- Si el color natural del vello en las zonas de tratamiento es rubio claro, blanco, gris o pelirrojo. El tratamiento no será eficaz.

No utilice Philips Lumea Essential para tratar zonas más de una vez cada dos semanas.

Nunca utilice el aparato si padece cualquiera de las enfermedades siguientes, es decir:

- Si padece alguna enfermedad cutánea, como cáncer de piel, si tiene antecedentes de cáncer de piel o cualquier otro tipo de cáncer localizado en las zonas que se van a tratar.
- Si tiene lesiones precancerígenas o numerosos lunares atípicos en las zonas que se van a tratar.
- Si tiene antecedentes de desorden del colágeno, y es propenso a la formación de queloides o sufre de mala cicatrización.
- Si tiene antecedentes de desorden vascular, como presencia de venas varicosas o ectasia vascular en las zonas que se van a tratar.
- Si su piel es sensible a la luz y aparece con facilidad una reacción alérgica o erupción.
- Si tiene infecciones, eccemas, quemaduras, folículos inflamados, heridas abiertas, abrasiones, herpes simplex, heridas o lesiones y hematomas en las zonas que se van a tratar.
- Si le han operado en alguna de las zonas que se van a tratar.
- Si padece de epilepsia con sensibilidad a la luz parpadeante.
- Si padece de diabetes, lupus eritematoso, porfiria o una enfermedad cardíaca congestiva.
- Si sufre algún desorden sanguíneo.
- Si tiene antecedentes de enfermedad inmunodepresiva (incluida la infección por VIH o SIDA).

Nunca utilice el aparato si está tomando las medicaciones siguientes, es decir:

- Si actualmente se está tratando la piel o si recientemente se ha tratado la piel con ácidos alfa-hidroxidos (AHA), ácidos beta-hidroxidos (BHA), isotretinoína tópica y ácido azelaico.
- Si ha tomado isotretinoína en cualquier presentación, como Accutane® o Roaccutane®, en los últimos seis meses. Este tratamiento puede ocasionar la aparición de heridas e irritaciones.
- Si toma analgésicos que reducen la sensibilidad de la piel al calor.
- Si toma medicación o componentes fotosensibles, consulte el prospecto y no utilice nunca el aparato si se indica que puede causar reacciones fotoalérgicas, fototóxicas o si tiene que evitar la luz solar durante el tratamiento con dicha medicación.
- Si toma anticoagulantes o toma aspirinas de forma sistemática, sin que pueda suspender la medicación durante un mínimo de una semana antes de cada tratamiento con Philips Lumea Essential.
- Si toma inmunodepresivos.

Nunca utilice el aparato en las zonas siguientes:

- Alrededor de los ojos y cerca de las cejas.
- En los pezones, las aureolas, los labios menores, la vagina, el ano y el interior de los orificios nasales y las orejas. Consulte la sección "Uso del aparato en la zona del bikini" del capítulo "Uso del aparato".
- Los hombres no deben utilizarlo en la cara ni en el escroto. El vello facial de los hombres es distinto al de las mujeres y el accesorio de precisión solo está diseñado para el tratamiento de vello facial femenino.





- Sobre o cerca de ningún implante artificial de silicona, marcapasos, vías de inyección subcutáneas (dosificadores de insulina) o piercings.
- En los lunares, pecas, venas varicosas, zonas de pigmentación más oscura, cicatrices u otras anomalías cutáneas sin consultar antes con su médico. El tratamiento puede ocasionar quemaduras y cambios en el color de la piel, lo que podría dificultar la identificación de enfermedades de la piel (por ejemplo, el cáncer de piel).
- En verrugas, tatuajes o maquillaje permanente. El tratamiento puede ocasionar quemaduras y cambios en el color de la piel (hipo o hiperpigmentación). Su uso en verrugas puede incluso esparcirlas, dado que las verrugas son infecciones virales.
- En zonas en las que use desodorantes de acción prolongada. El tratamiento puede ocasionar reacciones en la piel. Consulte el capítulo "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas".

No utilice nunca el aparato sobre piel con quemaduras solares, piel recientemente bronceada (últimas 2 semanas) ni piel con autobronceador.

- Todos los tipos de bronceado pueden influir en la seguridad del tratamiento. Esto se aplica a la exposición natural a la luz solar y a los métodos de bronceado artificial, como lociones y aparatos autobronceadores, etc. Si está bronceada o planea estarlo, consulte el capítulo "Consejos de bronceado" del capítulo "Preparación para su uso".

***Nota:** Esta lista no es exhaustiva. Si no tiene la certeza de poder utilizar el aparato, le aconsejamos que lo consulte con un médico.*

Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas

Reacciones cutáneas comunes

- La piel se enrojece ligeramente o siente picor, hormigueo o calor. Esta reacción no provoca ningún daño y desaparece rápidamente.
- Una reacción similar a una quemadura solar aparece en la zona tratada durante un corto tiempo. Si no desaparece después de 3 días, se aconseja consultar con un médico.
- El afeitado o la combinación de afeitado y tratamiento por luz pueden causar piel seca y picores. Esto es inofensivo y desaparece en unos pocos días. Puede enfriar la zona con hielo o con una toallita húmeda. Si la sequedad persiste, puede aplicar una crema hidratante no perfumada en la zona tratada 24 horas después del tratamiento.

Efectos secundarios poco frecuentes

- Con muy poca frecuencia pueden aparecer también quemaduras, rojeces excesivas e hinchazones, normalmente como resultado de la utilización de una intensidad de luz que es demasiado alta para su color de piel. Si estas reacciones no desaparecen en 3 días, le aconsejamos que consulte a un médico. Espere a que la piel se haya curado completamente antes de iniciar el siguiente tratamiento y asegúrese de que utiliza una intensidad de luz más baja.

- Decoloración de la piel: esto ocurre en contadas ocasiones. La decoloración de la piel se manifiesta con zonas más oscuras o más claras que la piel que le rodea. Éste es el resultado de utilizar una intensidad de luz demasiado alta para su color de piel. Si la decoloración no desaparece en 2 semanas, le recomendamos que consulte al médico. No trate estas zonas hasta que la decoloración haya desaparecido y la piel haya vuelto a su color normal.
- Infección de la piel e inflamación: esto ocurre con muy poca frecuencia y puede estar provocada por la utilización del aparato sobre heridas o cortes que han aparecido debido al afeitado previo, en heridas existentes o vello subcutáneo.
- Dolor excesivo: esto puede suceder durante o después del tratamiento si ha utilizado el aparato sobre la piel sin afeitar; si lo utiliza a una intensidad de luz demasiado alta para su color de piel, si enfoca a la misma zona más de una vez y si lo utiliza en heridas abiertas, inflamaciones, infecciones, tatuajes, quemaduras, etc. Para obtener más información consulte el capítulo “Contraindicaciones”.

Después del uso

- No aplique sustancias cosméticas perfumadas en las zonas tratadas inmediatamente después del tratamiento.
- No utilice desodorante inmediatamente después de tratar las axilas. Espere hasta que cualquier enrojecimiento haya desaparecido completamente.
- Para obtener más información sobre la exposición solar y el bronceado artificial, consulte el capítulo “Consejos de bronceado” del capítulo “Preparación para su uso”.

Preparación para su uso

Para obtener unos resultados óptimos, prepare las zonas que va a tratar según lo descrito a continuación.

Preparación de las zonas que se van a tratar


- 1** Afeite las zonas que va a tratar siempre que en ellas el vello siga creciendo de nuevo.

Nota: No utilice cremas depilatorias en lugar del afeitado.

Nota: Si su último método de depilación ha consistido en eliminar vello desde la raíz (por ejemplo, depiladora), puede comenzar el tratamiento directamente. En ese caso, le recomendamos que se afeite entre cada tratamiento para obtener unos resultados óptimos.

Tenga en cuenta que la realización del tratamiento sobre zonas sin afeitar o afeitadas incorrectamente puede provocar una serie de efectos no deseados:

- La ventanilla de salida de luz y los accesorios pueden contaminarse debido al vello y la suciedad. Si se contaminan, se puede reducir la vida útil y la eficacia del aparato. La contaminación de la ventanilla de salida de luz también puede hacer que el tratamiento sea doloroso o provocar reacciones cutáneas como rojez y decoloración.
- El vello de la piel puede quemarse, lo que puede dar como resultado un olor desagradable.



- 2 Limpie la piel asegurándose de que no quede vello y séquela bien, eliminando cualquier resto de grasa y sustancias oleicas (por ejemplo, restos de desodorantes, lociones, perfumes, cremas bronceadoras o protectores solares).
- 3 Compruebe si el aparato y, en concreto, la ventanilla de salida de luz y los accesorios contienen vello atrapado, polvo y fibras. Si observa cualquier tipo de suciedad, limpie el aparato según las instrucciones del capítulo “Limpieza y mantenimiento”.

Si el afeitado le provoca heridas o lesiones, puede que su piel esté más sensible al sistema IPL que la de otras personas. Esto puede provocar que el tratamiento IPL resulte incómodo o produzca otros efectos secundarios no deseados. Le recomendamos que espere a que desaparezca la irritación.

- 4 Cuando el vello no vuelva a crecer, generalmente tras 4 ó 5 sesiones, ya no tendrá que afeitarse antes de usar el aparato.

Intensidad de luz

Al contrario que los aparatos basados en luz profesionales, Philips Lumea Essential se ha desarrollado para un uso doméstico y los pulsos que emite son más suaves. Por lo tanto, podrá disfrutar de un tratamiento **conveniente y eficaz** con una intensidad de luz que le resultará cómoda. Philips Lumea Essential proporciona cinco intensidades de luz diferentes. Ajuste la intensidad de la luz al color de la piel, al vello corporal y al vello facial y a un nivel con el que se encuentre cómodo. La tabla con las intensidades de luz recomendadas que se incluye a continuación le ayudarán a determinar la intensidad de luz adecuada.

Nota: El aparato se desactiva automáticamente si su piel es demasiado oscura, para evitar que se produzcan reacciones cutáneas. Sin embargo, el sensor de color de piel integrado no le indica qué intensidad de luz debe utilizar, puesto que las preferencias pueden variar en función de la persona. Philips Lumea Essential le proporciona la opción de seleccionar la intensidad de luz que crea más cómoda siempre que el aparato esté adaptado a su color de piel. Para establecer la intensidad de luz adecuada para su piel, consulte la tabla de intensidades de luz recomendadas que hay a continuación y en la guía de inicio rápido.

- 1 Consulte la tabla que hay a continuación para determinar qué intensidades de luz son las apropiadas para su piel, su color de piel, el vello corporal y el vello facial (si no hay una intensidad de luz adecuada para su combinación de tono de piel y color del vello, se indica con una X en la tabla).

Consejo: Puede colocar la tabla de la guía de inicio rápido sobre la piel y compararla con su color de piel.

Consejo: Le recomendamos que guarde la guía de inicio rápido en la funda para consultarla en el futuro.

- 2 Reduzca la intensidad si experimenta algún tipo de dolor o molestia.

Las personas con la piel más oscura tienen mayor riesgo de sufrir irritaciones porque su piel absorbe más luz. Por tanto, en este caso se recomiendan intensidades más bajas.

Puede notar un efecto de más o menos calor en la piel por el pulso de luz aplicado. Las distintas zonas del cuerpo pueden requerir intensidades de luz diferentes, consulte la tabla siguiente. Para evitar reacciones cutáneas, consulte el capítulo “Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas”.

Intensidades de luz recomendadas (1-5)

En la tabla que hay a continuación, los números indican la intensidad de luz que se deben seleccionar y la “x” indica que el aparato no es adecuado para usted.

Nota: El color de la piel puede cambiar, por ejemplo, debido a que la piel se ha bronceado. Puede que sea más oscura que en el tratamiento anterior. Por lo tanto, es importante que compruebe el ajuste que va a utilizar antes de cada tratamiento y zona. Puede que algunas zonas sean más oscuras que otras.

Color del vello corporal:	Rubio oscuro, castaño claro, castaño, castaño oscuro, negro	blanco, gris, pelirrojo, rubio claro
<i>Características y color de la piel:</i>		
Blanca (siempre se quema al sol, no se broncea)	4/5	x
Beige (se quema fácilmente al sol, se broncea muy poco)	4/5	x
Morena clara (algunas veces se quema al sol, se broncea bien)	4/5	x
Morena media (raramente se quema al sol, se broncea rápido y bien)	1/2/3	x
Morena oscura (raramente se quema al sol, se broncea muy bien)	x	x
Morena casi negra (raramente o nunca se quema al sol, se broncea con un color muy oscuro)	x	x

Importante

Para comprobar si el sistema Philips Lumea Essential es adecuado para usted, consulte el capítulo “Contraindicaciones”.

Consejos de bronceado



- **Evite tomar el sol cuando utilice Philips Lumea Essential con regularidad (cada dos semanas).**
Tomar el sol puede provocar que la piel se oscurezca (broncee) o quemaduras (enrojecimiento de la piel). El uso de Philips Lumea Essential en la piel oscurecida (bronceada) o quemada por el sol puede aumentar el riesgo de efectos secundarios adversos y reacciones cutáneas. Consulte el capítulo “Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas”.
- **Tomar el sol antes del tratamiento: espere 2 semanas y realice una prueba de piel.**

Antes de utilizar el aparato espere a que pasen al menos 2 semanas tras haber tomado el sol. Realice una prueba de piel (consulte la sección "Primer uso y prueba de piel" del capítulo "Uso del aparato") en la zona que se va a tratar para determinar la intensidad de luz adecuada. Si no lo hace, aumentará el riesgo de desarrollar reacciones cutáneas tras el tratamiento con Philips Lumea Essential.

- **Tomar el sol tras el tratamiento: espere 48 horas antes de tomar el sol después del tratamiento con Philips Lumea Essential.**

Espere como mínimo 48 horas tras el tratamiento antes de exponer las zonas tratadas al sol. Incluso después de 48 horas, asegúrese de que la piel no muestra reacciones adversas al tratamiento antes de exponerla al sol. Cubra las zonas tratadas si le va a dar el sol o utilice una protección solar (SPF 30+) durante las dos semanas posteriores al tratamiento. Exponer las zonas tratadas a la luz solar inmediatamente después del tratamiento sin protección aumenta el riesgo de padecer efectos secundarios adversos y reacciones cutáneas. Consulte el capítulo "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas".

- **Bronceado con luz artificial**

Siga las instrucciones de los capítulos anteriores "Exposición al sol antes del tratamiento" y "Exposición al sol tras el tratamiento".

- **Bronceado con cremas**

Si ha utilizado una loción autobronceadora, espere hasta que el bronceado artificial haya desaparecido completamente antes de utilizar el sistema Philips Lumea Essential.


Nota: Si desea obtener más información sobre reacciones cutáneas no deseadas, consulte el capítulo "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas".

Uso del aparato

Compruebe la tabla de intensidades de luz recomendadas en el capítulo "Preparación para su uso", en la sección "Intensidad de la luz", para determinar qué intensidades de luz son las más apropiadas para su tono de piel y su color de vello corporal. Utilice el aparato en una habitación bien iluminada, ya que esto reduce el brillo percibido del pulso de luz. Afeite la zona que va a tratar antes de usar el aparato (consulte la sección "Preparación de las zonas que se van a tratar" del capítulo "Preparación para su uso").

Si en cualquier momento el tratamiento resulta doloroso, reduzca el ajuste de intensidad de la luz hasta que no vuelva a sentir molestias con el tratamiento. Si nota reacciones cutáneas más fuertes que un simple enrojecimiento, detenga el tratamiento inmediatamente y lea el capítulo "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas" de este capítulo.


Cómo escoger el accesorio correcto



- Accesorio para el cuerpo

El accesorio para el cuerpo puede usarse para tratar el vello corporal no deseado en todas las zonas del cuerpo por debajo del cuello (para conocer las excepciones, consulte el capítulo "Contraindicaciones"). El accesorio para el cuerpo puede cubrir un área de 4 cm² y se ha diseñado especialmente para un tratamiento más rápido de las zonas más grandes como las piernas.

No utilice nunca el accesorio corporal en la cara.




- Accesorio de precisión

El accesorio de precisión incluye un filtro de luz integrado adicional y puede utilizarse para tratar con seguridad el vello facial no deseado en el labio superior; la barbilla y las mejillas. También puede utilizarse en otras zonas sensibles del cuerpo, como en las axilas y la zona del bikini o zonas de difícil acceso.

No utilice nunca el aparato alrededor de los ojos ni cerca de las cejas.

Primer uso y prueba de piel





Cuando utilice el aparato por primera vez o después de broncearse recientemente, le aconsejamos que realice una prueba de piel en **cada** zona que se va a tratar para comprobar la reacción de la piel al tratamiento y para acostumbrarse al tratamiento basado en la luz.

- 1 Escoja el accesorio apropiado para la zona que va a tratar.
- 2 Escoja una zona cercana al área que va a tratar.
- 3 Inserte la clavija pequeña en el aparato y enchufe el adaptador a la toma de corriente.






Nota: Asegúrese de que el accesorio seleccionado está colocado en el aparato.

- 4 Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.



- Se enciende el piloto de intensidad 1.

Nota: El aparato selecciona siempre automáticamente el ajuste de intensidad de la luz más bajo. Consulte la sección "Intensidad de la luz" del capítulo "Preparación para su uso" para determinar la intensidad de la luz adecuada.



5 Para ajustar el nivel de intensidad de luz, pulse el botón de encendido/apagado una o más veces hasta llegar al ajuste que desee. Se ilumina el piloto de intensidad de luz correspondiente.

6 Coloque el aparato en un ángulo de 90° con respecto a la piel para que el accesorio esté en contacto con ella. Presione el aparato firmemente contra la piel para asegurar que entra en contacto.

Consejo: Para un uso más fácil, estire la zona de la piel que desea tratar.

El aparato realiza un análisis del color de la piel de forma automática.

- Cuando se ilumina el piloto de “listo para emisión de pulso” con el color blanco en la parte trasera del aparato, significa que su piel es apta para el tratamiento con el aparato y que puede continuar.

- Cuando el piloto de “listo para emisión de pulso” parpadea con el color naranja y luego se ilumina de forma continua con el color naranja, significa que su piel no es apta para el tratamiento con el aparato y este se desactiva. Puede utilizar Philips Lumea Essential en pieles menos bronceadas o en partes del cuerpo más claras. Si esto no funciona, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips.

7 Pulse el botón de emisión de pulsos de luz para generar un pulso.

*Nota: La luz visible producida por el aparato es reflejo de la aplicación del pulso en la piel y es inofensiva para la vista. No es necesario llevar gafas durante su uso. Utilice el aparato en una habitación **bien iluminada**; esto reduce el brillo percibido del pulso.*

8 Suelte el botón de emisión de pulsos cuando el aparato haya emitido un pulso.

El piloto de “listo para emisión de pulso” empieza a parpadear con el color blanco para indicar que el aparato se está preparando para emitir un pulso.

Cuando el aparato está listo para emitir un pulso, el piloto de “listo para emisión de pulso” se ilumina de forma continua con el color blanco.

9 Deslice el aparato sobre la piel a la siguiente zona que va a tratar. Si no siente molestias ni es doloroso, aumente el ajuste un nivel en el rango recomendado para su tipo de piel y aplique un pulso por cada ajuste. **No aplique más de un pulso en el mismo lugar.**

- 10** Cuando termine el tratamiento, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para apagar el aparato.
- 11** Después de la prueba de piel, espere 24 horas y compruebe las reacciones de la misma. Si la piel desarrolla alguna reacción, elija el ajuste más alto que no haya desarrollado ninguna reacción para su uso posterior.

Uso posterior

- 1** Antes de cada tratamiento, limpie la ventanilla de salida de luz, el exterior de los accesorios, los marcos metálicos del interior de los accesorios y el filtro de cristal rojizo del interior del accesorio de precisión. Si desea obtener más información, consulte la sección “Limpieza y mantenimiento”.
- 2** Comience cada tratamiento seleccionando la intensidad de luz cuidadosamente, basándose en la sensibilidad de su piel y en la comodidad del tratamiento. Consulte la sección “Intensidades de luz recomendadas” para seleccionar el ajuste adecuado para su combinación de tipo de piel y color de vello.

Su piel puede reaccionar de forma diferente en distintos días y ocasiones debido a numerosos motivos. Para obtener más información, consulte el capítulo “Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas” de este capítulo.

- 3** Siga los pasos del 2 al 7 de la sección anterior (“Primer uso y prueba de piel”).


Nota: Es normal que el aparato y el accesorio se calienten durante el uso.

- 4** Deslice el aparato sobre la piel a la siguiente zona que va a tratar y repita los pasos 5 y 6 de la sección “Primer uso y prueba de piel” de este capítulo. Después de cada pulso, el aparato tarda hasta 3,5 segundos en estar listo para emitir de nuevo un pulso. El piloto de “listo para emisión de pulso” de la parte posterior del aparato empieza a parpadear en blanco para indicar que está cargando. Espere a que el piloto se ilumine de forma continua antes de continuar.

Consejo: Para un tratamiento más eficaz, mantenga pulsado el botón de emisión de pulsos mientras desliza el aparato sobre la piel.

No trate exactamente la misma zona varias veces durante una sesión, ya que no mejorará la efectividad del tratamiento y aumentará el riesgo de reacciones cutáneas.

- 5** Para evitar que queden zonas sin tratar, asegúrese de que los pulsos se producen cerca uno del otro. Tenga en cuenta que la luz eficaz solo sale por la ventanilla de salida de luz. No obstante, asegúrese siempre de no emitir un pulso en la misma zona dos veces.
- 6** Cuando termine el tratamiento, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para apagar el aparato.
- 7** Compruebe si hay vello o suciedad en la ventanilla de salida de luz y los accesorios y limpie el aparato tras utilizarlo (consulte el capítulo “Limpieza y mantenimiento”).



Plan de tratamiento y efectividad

Un ciclo de crecimiento del vello completo puede tardar 18-24 meses. Durante este tiempo, pueden ser necesarios varios tratamientos con Philips Lumea Essential para lograr una reducción del vello permanente. La efectividad de la reducción del vello varía entre una persona y otra según la zona del cuerpo, el color del vello y la forma en que se utilice Philips Lumea Essential.

Cómo lograr resultados óptimos

- Es normal que todavía haya vello visible después de los primeros tratamientos (para obtener más información, consulte el capítulo “Principio de funcionamiento” del capítulo “Introducción”).
- Para eliminar todo el vello con éxito y evitar que el folículo se vuelva a activar, los tratamientos deben repetirse una vez cada dos semanas durante los primeros dos meses y para entonces su piel ya debe estar suave y sin vello. Para obtener más información sobre cómo mantener estos resultados, lea el capítulo “Fase de mantenimiento”.

Fase de mantenimiento

- Para garantizar que su piel se mantenga suave y sin vello, le recomendamos que repita los tratamientos cada seis semanas. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según su pauta de crecimiento del vello personal y dependiendo de la zona del cuerpo. Si ve que le crece demasiado vello durante cada tratamiento, simplemente vuelva a acortar el intervalo entre los tratamientos, pero no realice el tratamiento con una frecuencia mayor a una vez cada dos semanas. Si utiliza este aparato de manera más frecuente a la indicada, no mejora la efectividad del tratamiento sino que aumenta el riesgo de reacciones cutáneas.

Instrucciones para el tratamiento

Duración media del tratamiento

Zona	Duración aprox. del tratamiento	Accesorio recomendado
Axilas	1 minuto por axila	Accesorio para el cuerpo/accesorio de precisión
Ingles	1 minuto por lado	Accesorio para el cuerpo/accesorio de precisión
Ingles completas	4 minutos	Accesorio para el cuerpo/accesorio de precisión
Media pierna	8 minutos	Accesorio para el cuerpo
Pierna completa	14 minutos	Accesorio para el cuerpo
Labio superior/barbilla/mejillas	1 minuto	Accesorio de precisión

Nota: Las anteriores duraciones medias del tratamiento se han obtenido durante investigaciones y pruebas. La duración del tratamiento individual puede variar según la persona.

Zonas que se van a tratar

El aparato se ha diseñado para tratar el vello no deseado del labio superior, la barbilla, las mejillas, las axilas, los brazos, línea alba, la zona del bikini, la espalda y las piernas.

Uso del aparato en las piernas

Compruebe la tabla de intensidades de luz recomendadas en el capítulo "Preparación para su uso", sección "Intensidad de la luz" para determinar qué ajustes son adecuados para sus piernas.

- Puede mover el aparato hacia arriba y hacia abajo en las piernas, lo que le sea más cómodo. Para mantener un contacto total con la piel, también puede colocar y sujetar el aparato sobre la piel hacia los lados.

Nota: Las zonas con huesos más pronunciados como la tibia y los tobillos son más sensibles que otras zonas del cuerpo. Cuando presione el accesorio fuerte contra estas zonas, la piel puede ser más susceptible a desarrollar reacciones cutáneas como irritaciones o rojeces. Consulte el capítulo "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas". Presione el accesorio contra la piel lo suficientemente fuerte como para activar el piloto de "listo para emisión de pulso", pero no más fuerte.

Uso del aparato en la zona del bikini

Compruebe la tabla de intensidades de luz recomendadas en el capítulo "Preparación para su uso", sección "Intensidad de la luz" para determinar qué ajustes son adecuados para la zona del bikini.

En principio, Philips Lumea Essential es un sistema seguro y lo suficientemente suave para tratar completamente la zona del bikini (por ejemplo, para "brasileña" o estilo "Hollywood"). Utilice un ajuste más bajo en la piel de pigmentación más oscura y más sensible de la zona del bikini. No utilice el aparato en los labios interiores, la vagina y el ano. Los hombres que deseen tratar su zona púbica no deben utilizar el aparato en el escroto.

Nota: Si desea dejar vello en alguna zona, como por ejemplo en el caso de la depilación "brasileña", asegúrese de que no coloca el sensor de color de piel en el pelo restante durante el tratamiento, ya que esto puede provocar que el aparato se bloquee.

Nota: Por razones de higiene, limpie siempre el accesorio antes de comenzar a tratar otra zona del cuerpo (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").



Uso del aparato en las axilas

Compruebe la tabla de intensidades de luz recomendadas en el capítulo "Preparación para su uso", sección "Ajuste de la intensidad de la luz" para determinar qué ajustes son adecuados para sus axilas.

Asegúrese de que elimina cualquier resto de desodorante, perfume, crema u otro producto de cuidado de la piel de las axilas antes del tratamiento.

Consejo: Para lograr unos resultados óptimos en las axilas, colóquese frente a un espejo para tener una buena vista del área que va a tratar y del piloto de "listo para emisión de pulso". Levante el brazo y coloque la mano en la parte posterior del cuello para estirar la piel en la zona de las axilas.

Nota: La luz reflejada no daña los ojos. Si la luz que se aplica es desagradable, cierre los ojos cuando emita un pulso.



Uso del aparato en la cara (labio superior, barbilla, mejillas)

Compruebe la tabla de intensidades de luz recomendadas en el capítulo "Preparación para su uso", sección "Ajuste de la intensidad de la luz" para determinar qué ajustes son adecuados para su cara (labio superior, barbilla y mejillas).

Utilice siempre el **accesorio de precisión** solo para tratar el labio superior, la barbilla y las mejillas. Nunca utilice el aparato alrededor de los ojos ni cerca de las cejas. Cuando trate el labio superior, la barbilla o las mejillas, asegúrese de que no expone la cara a la luz solar directa durante las 24 horas posteriores al tratamiento. Aplique una protección solar (SPF 30 +) durante las dos semanas posteriores al tratamiento cuando exponga la cara a la luz solar directa.

Precaución: Al tratar la zona de por encima del labio superior, tenga cuidado de no emitir un pulso en el labio.

Consejo: *Aplique una capa gruesa de perfilador de ojos blanco en el contorno del labio y el labio. Esta línea blanca garantiza que la energía del pulso se refleje y no toque el labio si emite un pulso en el labio sin querer. Utilice únicamente un perfilador de ojos blanco. Los colores que absorben la luz pueden provocar irritación en la piel.*

Consejo: *Para lograr unos resultados óptimos en el labio superior, la barbilla y las mejillas, colóquese delante de un espejo para conseguir una buena visión del área que va a tratar y de la luz de "listo para emisión de pulso".*

Consejo: *Debido a los contornos de la mandíbula, puede resultar difícil poner en contacto total el sistema de seguridad integrado con la piel y emitir un pulso. Coloque la lengua entre los dientes y el labio superior o hinche las mejillas para hacerlo más fácil.*

Consejo: *La luz reflejada no daña los ojos. Si la luz que se aplica es desagradable, cierre los ojos cuando emita un pulso.*



Limpieza y mantenimiento

Para garantizar unos resultados óptimos y una mayor vida útil del aparato, límpielo antes y después de cada uso y, si es necesario, también durante el tratamiento. El aparato pierde efectividad si no lo limpia correctamente.

No limpie nunca el aparato ni ninguna de sus piezas directamente bajo el grifo o en el lavavajillas.

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.


No arañe la ventanilla de salida de luz ni el marco metálico del interior del accesorio para el cuerpo.


Nota: *Deje de usar el aparato cuando ya no sea posible limpiar la ventanilla de salida de luz ni los accesorios.*

1 Apague el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe.

Nota: *La ventanilla de salida de luz se calienta durante el uso. Antes de limpiarla, compruebe que se ha enfriado.*

2 Para extraer el accesorio, sujete las protuberancias de la parte superior e inferior y tire ligeramente.





- 3** Si es necesario, limpie la parte exterior del aparato con el paño de limpieza suave suministrado con el aparato.
- 4** Humedezca el paño suministrado con el aparato con unas gotas de agua y utilícelo para limpiar las siguientes piezas:
 - la ventanilla de salida de luz
 - la superficie exterior del accesorio
 - los marcos metálicos del interior de los accesorios
 - el filtro de cristal rojizo del interior del accesorio de precisión

Asegúrese de que los contactos electrónicos no se mojen.

Nota: Si el agua no limpia de forma efectiva, utilice unas gotas de alcohol con un porcentaje elevado para limpiar las piezas mencionadas anteriormente.

Nota: Asegúrese de que limpia el aparato antes y después de cada uso y, si es necesario, también durante el tratamiento según las instrucciones de este capítulo.

Almacenamiento

- 1** Apague el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe.
- 2** Limpie el aparato antes de guardarlo.
- 3** Guarde el aparato y los accesorios en la funda proporcionada a una temperatura de entre -20 °C y 70 °C.

Consejo: Le recomendamos que guarde la guía de inicio rápido en la funda para consultarla en el futuro.

Solicitud de accesorios


Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite **www.shop.philips.com/service** o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de contacto).

Repuestos

Las siguientes piezas de repuesto están disponibles:

- Accesorio para el cuerpo (número de modelo 4222.100.1629)
- Accesorio de precisión (número de modelo 4222.100.1630)
- Adaptador de corriente
- Paño de limpieza
- Funda

Medio ambiente



- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite **www.philips.com/support** o lea el folleto de garantía mundial independiente.

Especificaciones técnicas

Modelo SC1996

Voltaje nominal	100 V-240 V
Frecuencia nominal	50 Hz-60 Hz
Potencia nominal de entrada	36 W
Protección contra descargas eléctricas	Clase II 
Grado de protección	IP 30 (EN 60529)
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: de +15° a +35 °C Humedad relativa: del 30% al 95%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: de -20 °C a +70 °C Humedad relativa: del 5% al 95%
Gama de accesorio para el cuerpo	> 500 nm
Gama de accesorio de precisión	> 600 nm

Adaptador de corriente Modelo: S036NU2400150

Alimentación	100-240 V, 50/60 Hz, 100 mA
Protección contra descargas eléctricas	Registrado como alimentación de clase 2 No adecuado para su uso en presencia de anestésicos inflamables con aire, oxígeno y óxido nitroso. Temperatura y humedad normales para el almacenamiento y el transporte. Método de funcionamiento continuo con carga intermitente.



- No exponer a la humedad excesiva ni ala lluvia.



- Protección contra descargas eléctricas: pieza aplicada tipo BF.



- Dispositivo frágil.

Guía de resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir con el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite **www.philips.com/support** para consultar una lista de preguntas más frecuentes o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país.

Problema	Posible causa	Solución
El adaptador/ aparato se calienta durante la carga.	Esto es normal.	No es necesario corregir nada.
He encendido el aparato pero no puedo aumentar ni disminuir la intensidad de la luz.	Es necesario reiniciar el aparato.	Para reajustar el aparato, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si sigue sin poder ajustar la intensidad de la luz, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país, con su distribuidor o un centro de servicio Philips.
El piloto de "listo para emisión de pulso" no funciona cuando pongo el aparato sobre la piel.	No ha colocado el aparato sobre la piel correctamente.	Coloque el aparato en un ángulo de 90° sobre la piel, de forma que los 4 laterales del sistema de seguridad integrado toquen la piel. A continuación, compruebe si el piloto de "listo para emisión de pulso" se ilumina en blanco de forma continua y pulse el botón de emisión de pulsos. Si esto no funciona, coloque el aparato en una parte del cuerpo en la que toque fácilmente la piel, por ejemplo, en el antebrazo. A continuación, compruebe si el piloto de "listo para emisión de pulso" funciona. Si el piloto de "listo para emisión de pulso" sigue sin empezar a parpadear al colocar el aparato sobre la piel, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país, su distribuidor de Philips o un centro de servicio de Philips.

Problema	Posible causa	Solución
El piloto de "listo para emisión de pulso" primero parpadea con el color naranja y luego se ilumina con el mismo color de forma continua al colocar el aparato en la piel y no emite ningún pulso.	La piel que intenta tratar es demasiado oscura.	Para evitar que su piel padezca efectos secundarios, el aparato no funciona en piel demasiado oscura. Puede utilizar Philips Lumea Essential en partes del cuerpo con un tono más claro. Si esto tampoco funciona, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país, con su distribuidor de Philips o con un centro de servicio Philips.
El piloto de "listo para emisión de pulso" no funciona cuando coloco el accesorio sobre la piel, pero el ventilador sí funciona.	La protección contra el sobrecalentamiento se ha activado.	Cuando la protección contra el sobrecalentamiento se activa, el ventilador sigue funcionando. No apague el aparato y deje que se enfríe unos 15 minutos antes de continuar. Después de 5 minutos, el aparato se apaga automáticamente. A continuación, deje que se enfríe otros 10 minutos. Si el piloto de "listo para emisión de pulso" sigue sin funcionar al colocar el aparato sobre la piel, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país, su distribuidor de Philips o un centro de servicio de Philips.
El piloto de "listo para emisión de pulso" se ilumina de forma continua, pero el aparato no emite ningún pulso cuando presiono el botón correspondiente.	Es necesario reiniciar el aparato.	Para reiniciar el aparato, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si el piloto de "listo para emisión de pulso" se ilumina de forma continua pero el aparato sigue sin emitir pulsos al presionar el botón, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, su distribuidor de Philips o un centro de servicio de Philips.
El piloto de intensidad 1 sigue parpadeando y no puedo cambiar el ajuste.	El accesorio no está bien colocado en el aparato.	Coloque el accesorio en el aparato correctamente.
Todos los pilotos de intensidad se iluminan de forma alterna.	Es necesario reiniciar el aparato.	Para restablecer el aparato, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si los pilotos de intensidad se siguen iluminando alternativamente, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, su distribuidor de Philips o un centro de servicio de Philips.
Todos los pilotos de intensidad parpadean al mismo tiempo.	El aparato está defectuoso.	Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país, con su distribuidor o un centro de servicio Philips.
Sale un olor extraño del aparato.	El accesorio o el filtro de cristal están sucios.	Limpie el accesorio y la ventanilla de salida de luz con cuidado. Si no puede limpiar bien el accesorio, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país, su distribuidor de Philips o un centro de servicio de Philips para obtener un nuevo accesorio.

Problema	Posible causa	Solución
	No ha afeitado la zona que se va a tratar correctamente.	Si queda vello en la zona que va a tratar, podría quemarse al usar el aparato y notará un olor extraño. Afeite la zona a tratar correctamente antes de usar el aparato. Si la piel se irrita con el afeitado, corte el vello al máximo y utilice Philips Lumea Essential con un ajuste cómodo.
	Ha guardado el aparato en un lugar en el que se acumula polvo.	Limpie el aparato y los accesorios (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").
La piel está más sensible de lo normal durante el tratamiento.	La intensidad de luz que está utilizando es demasiado alta.	Compruebe si ha seleccionado la intensidad de luz correcta. Si es necesario, seleccione una intensidad menor.
	No ha afeitado las zonas que se van a tratar.	Afeite las zonas que se van a tratar antes de usar el aparato. Si la piel se irrita con el afeitado, corte el vello al máximo y utilice Philips Lumea Essential con un ajuste cómodo.
	La ventanilla de salida de luz está rota.	Si la ventanilla de salida de luz está rota, no vuelva a utilizar el aparato para evitar riesgos de que se produzcan reacciones cutáneas. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país, su distribuidor de Philips o un centro de servicio de Philips.
El tratamiento me resulta demasiado doloroso.	No ha afeitado las zonas que se van a tratar.	Afeite las zonas que se van a tratar antes de usar el aparato. Si la piel se irrita con el afeitado, corte el vello al máximo y utilice Philips Lumea Essential con un ajuste cómodo.
	Ha tratado una zona contraindicada.	Las mujeres no deben utilizar el aparato en los labios interiores, la vagina, el ano, los pezones ni las aureolas. Los hombres no deben utilizarlo en la cara ni en el escroto. El vello facial de los hombres es distinto al de las mujeres y el accesorio de precisión solo está diseñado para el tratamiento de vello facial femenino.
	Ha utilizado un nivel de intensidad demasiado alto para usted.	Reduzca la intensidad de luz a un nivel que le resulte tolerable. Consulte el capítulo "Preparación para su uso", sección "Intensidad de la luz".
	La ventanilla de salida de luz del accesorio para el cuerpo o del filtro de cristal del accesorio de precisión están rotos.	Si la ventanilla de salida de luz del accesorio para el cuerpo o el filtro de cristal del accesorio de precisión están rotos, no vuelva a utilizar el aparato con los accesorios. Diríjase a su distribuidor o a un centro de servicio autorizado de Philips, o póngase en contacto el Servicio de Atención al Cliente para sustituir el accesorio.
Las zonas tratadas podrían enrojecerse después del tratamiento.	Un ligero enrojecimiento es normal y desaparece rápidamente.	No tiene que preocuparse de nada.

Problema	Posible causa	Solución
La reacción de la piel tras el tratamiento tarda en desaparecer más de lo normal.	Ha utilizado un nivel de intensidad demasiado alto para usted.	Seleccione una intensidad inferior la próxima vez. Consulte la sección "Intensidad de la luz" del capítulo "Preparación para su uso". Si la reacción de la piel dura más de 3 días, consulte con su médico.
Los resultados de reducción del vello no son satisfactorios.	Ha utilizado un nivel de intensidad demasiado bajo para usted.	Realice una prueba de piel para determinar si puede utilizar una intensidad de luz superior (consulte la sección "Primer uso y prueba de piel" del capítulo "Uso del aparato").
	No ha abarcado bien la zona a tratar cuando uso el aparato.	Para que los resultados de reducción del vello sean óptimos, tiene que abarcar parte de las zonas anteriormente tratadas al usar el aparato. Consulte la sección "Uso posterior", paso 4, del capítulo "Uso del aparato".
	No ha usado el aparato con la frecuencia recomendada.	Para eliminar todo el vello con éxito y evitar que la raíz se vuelva a activar, los tratamientos deben repetirse una vez cada dos semanas durante los primeros dos meses. Para garantizar que su piel se mantenga suave, le recomendamos que repita los tratamientos cada seis semanas. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según su pauta de crecimiento del vello personal y dependiendo de la zona del cuerpo. Si ve que le crece demasiado vello durante cada tratamiento, simplemente vuelva a acortar el intervalo entre los tratamientos, pero no realice el tratamiento con una frecuencia mayor a una vez cada dos semanas. Si utiliza este aparato de manera más frecuente a la indicada, no mejora la efectividad del tratamiento sino que aumenta el riesgo de reacciones cutáneas.
	Responde de manera más lenta al tratamiento IPL que el usuario medio.	Siga utilizando el dispositivo durante al menos 6 meses, ya que el crecimiento del vello se puede reducir durante este periodo. Tenga en cuenta también las otras soluciones a este problema.
	El aparato no es apropiado para el color de su piel o vello.	No use el aparato si su vello es rubio claro, pelirrojo, gris o blanco. Tampoco lo utilice si tiene la piel oscura. Consulte la tabla de color del vello corporal y la piel en la guía de inicio rápido.
El vello vuelve a crecer en algunas partes de las zonas tratadas.	No ha abarcado bien la zona a tratar cuando uso el aparato.	Para que los resultados de reducción del vello sean óptimos, tiene que abarcar parte de las zonas anteriormente tratadas al usar el aparato. Consulte la sección "Uso posterior", paso 4, del capítulo "Uso del aparato".
	El vello vuelve a aparecer como parte de su ciclo natural de crecimiento.	Esto es normal. Como parte natural de su ciclo de crecimiento, el vello volverá a aparecer. Sin embargo, este nuevo vello será más suave y fino.
El aparato no funciona.	El aparato está defectuoso.	Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país, con su distribuidor o un centro de servicio Philips.

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

A remoção de pêlos com base na luz é um dos métodos mais eficazes para eliminar pêlos corporais indesejados com os resultados mais duradouros. Este é diferente dos métodos de remoção de pêlos domésticos actuais porque reduz significativamente o reaparecimento dos pêlos. A Philips investiga este método em colaboração com os melhores dermatologistas há mais de 15 anos. Agora pode utilizar esta tecnologia inovadora confortavelmente na privacidade da sua casa, sempre que desejar.

Este aparelho foi concebido especificamente e optimizado para a utilização por mulheres, mas também pode ser utilizado por homens.

O sistema Philips Lumea Essencial permite o tratamento de pêlos indesejados em todas as áreas abaixo das maçãs do rosto, incluindo o rosto (buço, queixo e bochechas), utilizando dois bocais adaptados.

O sistema Philips Lumea Essencial foi concebido apenas para uso pessoal. Por razões de higiene e para assegurar uma vida útil mais longa, aconselhamo-lo a não partilhar o aparelho com outras pessoas.

Para mais informações sobre o sistema Philips Lumea Essencial, consulte **www.philips.com/lumea**. Visite regularmente a nossa página inicial para verificar a existência de actualizações.

Vantagens

Este aparelho tem as seguintes vantagens:

Tecnologia de Luz Pulsada Intensa (IPL) para utilização doméstica

O sistema Philips Lumea Essencial utiliza uma tecnologia à base de luz denominada "Luz Pulsada Intensa" (IPL). A IPL também é utilizada na área da estética profissional para a remoção de pêlos e já é utilizada há mais de quinze anos. Com o sistema Philips Lumea Essencial, esta tecnologia inovadora chega agora ao conforto da sua casa.

Prevenção eficaz do reaparecimento do pêlo para uma suavidade diária

Este método proporciona-lhe uma inibição duradoura do crescimento do pêlo e uma pele suave e sedosa. Os nossos estudos demonstraram uma redução significativa dos pêlos após apenas dois tratamentos. Regra geral, os resultados ideais foram alcançados após quatro a cinco tratamentos. A redução da densidade dos pêlos é visível após cada tratamento. A velocidade a que o efeito se torna visível e a durabilidade dos resultados varia de pessoa para pessoa. Para mais informações, consulte a secção "Como obter os melhores resultados" no capítulo "Utilizar o aparelho".

Tratamento suave, mesmo em zonas do corpo sensíveis

O sistema Philips Lumea Essencial foi desenvolvido em estreita colaboração com dermatologistas qualificados para um tratamento eficaz e suave, mesmo nas zonas mais sensíveis do corpo. O acessório de precisão permite-lhe utilizar o aparelho de forma segura mesmo no rosto.

Não necessita de lâmpadas de substituição, sem custos ocultos

O sistema Philips Lumea Essencial está equipado com uma lâmpada de alto desempenho que não requer substituição. Esta lâmpada pode gerar mais de 100 000 impulsos de luz e permitir uma manutenção contínua dos resultados durante mais de 5 anos*, enquanto poupa dinheiro em lâmpadas de substituição dispendiosas.

*Com base num cenário de utilização médio e no regime de tratamentos recomendado para um utilizador.

Como funciona a tecnologia de Luz Pulsada Intensa da Philips

Crescimento do pêlo

O crescimento do pêlo difere de pessoa para pessoa, dependendo da idade, do metabolismo e de outros factores. No entanto, os pêlos de todas as pessoas crescem, normalmente, em 3 fases.

1 Fase de crescimento (fase anagénica)

O pêlo cresce activamente a partir da raiz. Nesta fase, a concentração de melanina está no seu pico. A melanina é responsável pela cor do pêlo. A concentração de melanina também é um factor determinante para a eficácia da tecnologia de luz pulsada intensa. Apenas os pêlos na fase de crescimento são susceptíveis ao tratamento com luz.

2 Fase de degradação (fase catagénica)

O crescimento do pêlo pára e a raiz encolhe antes do pêlo cair.

3 Fase de repouso (fase telogénica)





O pêlo antigo cai. O folículo permanece em descanso até o relógio biológico lhe indicar que se torne activo novamente para dar origem a um novo pêlo.

Princípio de funcionamento

- O aparelho funciona através do aquecimento do pêlo e da raiz por baixo da pele. A melanina no pêlo e na raiz absorvem a energia dos impulsos de luz. Quanto mais escura for a cor do pêlo, mais luz pode ser absorvida. Este processo estimula o pêlo a entrar na fase de repouso.
- Entre os tratamentos, o pêlo cai naturalmente e o seu crescimento é evitado. Após o tratamento, pode demorar uma ou duas semanas até o pêlo cair.

- Não é possível alcançar a redução dos pêlos numa única sessão, uma vez que apenas os pêlos na fase de crescimento são susceptíveis ao tratamento com luz. Durante o tratamento, os pêlos na zona tratada estão, normalmente, em diferentes fases do ciclo do crescimento do pêlo. Para tratar eficazmente todos os pêlos, tem de repetir o tratamento a cada duas semanas, durante os dois primeiros meses.

Um filtro óptico integrado assegura que a luz UV não alcança a pele e garante que o aparelho é seguro para a mesma quando utilizado de acordo com as orientações.



Descrição geral (fig. 5)

- 1 Luzes de intensidade (1- 5)
 - 2 Botão ligar/desligar
 - 3 Luz "Pronto para pulsar"
 - 4 Aberturas de ventilação
 - 5 Tomada do aparelho
 - 6 Botão de luz pulsada
 - 7 Aberturas para contactos electrónicos
 - 8 Janela de saída da luz com filtro UV integrado
 - 9 Acessório corporal (adequado para todas as zonas do corpo abaixo do pescoço)
 - a Contactos electrónicos
 - b Estrutura metálica no interior do acessório corporal
 - c Sistema de segurança integrado
 - d Sensor de tom de pele
 - 10 Acessório de precisão (adequado para todas as zonas do corpo, incluindo buço, queixo e bochechas)
 - a Vidro do filtro
 - b Sistema de segurança integrado
 - c Sensor de tom de pele
 - 11 Transformador
 - 12 Ficha pequena
- Inclui ainda:
- bolsa
 - pano de limpeza

Nota: O filtro principal está integrado no aparelho. Este assegura a utilização segura em áreas corporais abaixo do pescoço. Por isso, o acessório corporal não precisa de um filtro extra. No entanto, o acessório de precisão possui um filtro adicional para um tratamento seguro e agradável da pele sensível, por exemplo, da pele do rosto.

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo



- A água e a electricidade são uma combinação perigosa! Não utilize este aparelho em ambientes húmidos (por ex., junto de uma banheira com água, um chuveiro em funcionamento ou junto a uma piscina cheia).
- Mantenha o aparelho e o transformador secos.
- Se o aparelho estiver avariado, não toque em nenhuma peça interior para evitar choques eléctricos.
- Nunca introduza nenhum objecto no aparelho.

Aviso

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- O aparelho não se destina a crianças com idade inferior a 15 anos. Adolescentes com idades entre os 15 e os 18 anos podem utilizar o aparelho com a autorização e/ou auxílio dos pais ou de pessoas com poder parental sobre eles. Adultos com idade superior a 19 anos podem utilizar o aparelho livremente.
- Utilize apenas o adaptador fornecido.
- Não utilize o aparelho ou o transformador se estiverem danificados.
- O adaptador contém um transformador: Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem para evitar situações de perigo.
- Não utilize o aparelho se o vidro da janela de saída da luz estiver partido.
- Não utilize o acessório de precisão se o seu vidro avermelhado estiver danificado.

Para evitar danos

- Certifique-se de que não existem obstruções ao fluxo do ar nas ranhuras de ventilação.
- Nunca sujeitar o aparelho a choques pesados, nem agitar ou deixar cair.
- Se transportar o aparelho de ambientes muito frios para ambientes muito quentes ou vice-versa, aguarde cerca de 3 horas antes de utilizá-lo.
- Após a utilização, deixe o aparelho arrefecer e, em seguida, guarde-o dentro da bolsa fornecida para este não acumular pó.
- Nunca deixar o aparelho sem supervisão enquanto estiver ligado. Desligar sempre o aparelho após a utilização.
- Não exponha o aparelho à luz solar directa ou a luz UV durante períodos prolongados para evitar danos.
- Não aplique impulsos de luz sobre outras superfícies, excepto a pele. Isto pode causar danos graves nos bocais e/ou na janela de saída da luz. Aplique impulsos de luz apenas quando o aparelho está em contacto com pele.

Cuidado

- Nunca utilize o aparelho na área à volta dos olhos ou próximo das sobrancelhas para evitar danos na visão.
- Utilize este aparelho apenas em regulações adequada para o seu tipo de pele (consulte a tabela na secção "Intensidades de luz recomendadas" no capítulo "Preparar para a utilização"). Uma utilização em regulações superiores às recomendadas pode aumentar o risco de reacções da pele e efeitos secundários.
- Este aparelho destina-se apenas à remoção de pêlos corporais humanos indesejados em áreas abaixo das maçãs do rosto com os dois bocais fornecidos. Não o utilize para qualquer outro fim.

- Certifique-se de que a pele na zona a ser tratada está limpa, seca e sem de cremes, loções e outros cosméticos. Se a pele não se encontrar limpa e seca, o sistema de segurança integrado poderá não funcionar como pretendido e o aparelho poderá não aplicar impulsos ou aplicá-los inadvertidamente.
- Não utilize o aparelho se uma das situações mencionadas na secção "Contra-indicações" se aplicar a si.

Tenha em atenção os seguintes pontos para evitar uma redução da duração do sistema Philips Lumea Essencial:

- Não exponha o aparelho a temperaturas ambiente inferiores a 15 °C ou superiores a 35 °C durante a utilização.
- O aparelho está equipado com uma protecção contra sobreaquecimento incorporada. Se o aparelho sobreaquecer, este não aplica impulsos de luz. Não desligue o aparelho, deixe-o arrefecer durante cerca de 15 minutos antes de continuar com o tratamento. Depois de decorridos 5 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente. Em seguida, deixe-o arrefecer durante mais 10 minutos.
- Para verificações ou reparações, dirija-se sempre a um centro de assistência autorizado pela Philips. As reparações efectuadas por pessoal não qualificado podem originar situações extremamente perigosas para o utilizador.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Contra-indicações

O sistema Philips Lumea Essencial NÃO é adequado para quem?

O sistema Philips Lumea Essencial não é adequado a todas as pessoas. Se algumas das seguintes afirmações se aplicar a si, este aparelho **não** é adequado para si!

Não utilize o aparelho se estiver grávida ou a amamentar.

O sistema Philips Lumea Essencial não foi testado em mulheres grávidas e, por esse motivo, aconselhamos que não utilize o aparelho se estiver grávida ou a amamentar. As alterações hormonais poderão aumentar a sensibilidade da sua pele e o risco de ferimentos na mesma.

Não utilize o aparelho se tiver uma cor inadequada de pele e/ou de pêlo, isto é:

- Se a sua pele for do tipo V (raramente apresenta queimaduras solares, bronzeia com facilidade e o seu tom de pele é moreno escuro) ou do tipo VI (raramente ou nunca apresenta queimaduras solares e tem um bronzeado muito escuro; o seu tom de pele é castanho muito escuro ou negro); nestes casos tem um elevado risco de desenvolver reacções da pele, como descolorações da pele, vermelhidão ou queimaduras, se utilizar o sistema Philips Lumea Essencial. Consulte também o capítulo "Possíveis efeitos secundários e reacções da pele" e consulte a "Tabela das intensidades de luz recomendadas" no guia de início rápido.
- Se o tom natural do pêlo nas áreas de tratamento for loiro claro, branco, grisalho ou ruivo, o tratamento não será eficaz.

Não utilize o sistema Philips Lumea Essencial para tratar qualquer área com uma regularidade superior a uma vez a cada duas semanas.

Nunca utilize o aparelho se sofrer de uma das doenças listadas abaixo, ou seja:

- Se tiver uma doença de pele, como um cancro de pele activo, se tiver um historial de cancro de pele ou qualquer outro cancro localizado nas zonas a tratar;
- Se tiver lesões pré-cancerígenas ou sinais atípicos nas zonas a tratar;
- Se tiver um histórico de perturbações do colagénio, incluindo um histórico de formação de cicatrizes quelóides ou um histórico de cicatrização de feridas deficiente.
- Se tiver um histórico de perturbações vasculares, tais como a presença de veias varicosas ou ectasia vascular nas zonas a tratar;
- Se a sua pele for sensível à luz e desenvolver facilmente uma erupção ou reacção alérgica.
- Se tiver infecções, eczemas, queimaduras, inflamações dos folículos dos pêlos, lacerações abertas, abrasões, herpes, feridas ou lesões e hematomas nas zonas a tratar;
- Se tiver sido submetido a cirurgias nas áreas a tratar;
- Se tiver epilepsia com sensibilidade à luz pulsada.
- Se tiver diabetes, lúpus eritematoso, porfíria ou doença cardíaca congestiva.
- Se tiver qualquer perturbação hemorrágica.
- Se tiver um histórico de doença imunossupressora (incluindo infecção por HIV ou SIDA).

Nunca utilize o aparelho se tomar algumas das medicações listadas abaixo, ou seja:

- Se a sua pele estiver a ser tratada actualmente ou tiver sido recentemente tratada com Alfa-Hidroxiácidos (AHA), Ácidos Hidroxibeta (BHA), isotretinoína tópica e ácido azelaico.
- Se tiver tomado alguma forma de isotretinoína, como Accutane® ou Roaccutane® nos últimos seis meses. Este tratamento pode tornar a pele mais susceptível a gretas, feridas e irritações.
- Se tomar analgésicos que reduzem a sensibilidade da pele ao calor;
- Se estiver a tomar agentes ou medicação fotossensíveis, consulte a literatura inclusa dos seus medicamentos. Nunca utilize o aparelho se as instruções do medicamento incluírem avisos relativos a reacções fotoalérgicas, reacções fototóxicas ou se tiver de evitar a exposição solar durante a utilização deste medicamento.
- Se tomar anticoagulantes, incluindo a utilização intensa de aspirina de uma forma que não permita uma interrupção da utilização, no mínimo, uma semana antes de cada tratamento com o sistema Philips Lumea Essencial.
- Se tomar medicação imunossupressora.



Nunca utilize o aparelho nas seguintes áreas:

- Na zona à volta dos olhos e próxima das sobrancelhas.
- Nos mamilos, aréolas, pequenos lábios, vagina, ânus e o interior das narinas e orelhas. Consulte o capítulo "Utilizar o aparelho", secção "Utilizar o aparelho na linha do biquíni".
- Os homens não devem utilizá-lo no rosto nem no escroto. Os pêlos faciais masculinos são diferentes dos pêlos faciais femininos e o acessório de precisão foi concebido apenas para o tratamento de pêlos faciais em mulheres.
- Sobre ou perto de componentes artificiais como implantes de silicone, pacemakers, portas de injeção subcutâneas (doseador de insulina) ou piercings.
- Em sinais, sardas, veias grandes, zonas com pigmentação mais escura, cicatrizes ou outras anomalias da pele sem consultar o seu médico. Caso contrário, pode resultar numa queimadura ou mudança de cor da pele, o que pode dificultar significativamente a identificação de doenças de pele (por exemplo, cancro da pele).
- Em verrugas, tatuagens ou maquilhagem permanente. Isto pode resultar em queimaduras e numa mudança do tom da pele (hipopigmentação ou hiperpigmentação). A utilização em verrugas pode espalhá-las, visto que as verrugas são infecções virais.
- Em zonas onde utiliza desodorizantes de longa duração. Isto pode provocar reacções da pele. Consulte o capítulo "Possíveis efeitos secundários e reacções da pele".



Nunca utilize o aparelho sobre uma queimadura solar e pele recentemente bronzada ao sol (últimas 2 semanas) ou com métodos artificiais.

- Todos os tipos de bronzamento podem influenciar a segurança do tratamento. Isto aplica-se à exposição à luz natural do sol, bem como aos métodos de bronzamento artificial, como loções bronzeadoras, aparelhos para bronzear, etc. Se estiver bronzado ou estiver a planear bronzear-se, consulte o capítulo "Preparação para a utilização", secção "Conselhos de bronzamento".

Nota: Esta lista não é exaustiva. Se não tiver a certeza se pode utilizar o aparelho, aconselhamo-lo a consultar um médico.

Possíveis efeitos secundários e reacções da pele

Reacções comuns da pele:

- A sua pele pode apresentar uma ligeira vermelhidão e/ou picadas, formigueiro ou estar quente. Esta reacção é inofensiva e desaparece rapidamente.
- Pode surgir uma reacção da pele semelhante a uma queimadura solar na área tratada durante um curto período de tempo. Se não desaparecer no prazo de 3 dias, aconselhamo-lo a consultar um médico.
- O corte do pêlo com lâmina ou a combinação do corte do pêlo com lâmina e do tratamento com luz pode provocar pele seca e comichão. Isto é inofensivo e desaparece em alguns dias. Pode refrescar a zona com gelo ou uma toalha de rosto molhada. Se a pele se mantiver seca, pode aplicar um hidratante não perfumado na área tratada, 24 horas depois do tratamento.

Efeitos secundários raros

- Queimaduras, vermelhidão intensa e inchaço: estas reacções raramente ocorrem e são o resultado de uma intensidade de luz demasiado elevada para o tom da sua pele. Se estas reacções não desaparecerem num período de 3 dias, aconselhamo-lo a consultar um médico. Não efectue o tratamento seguinte até a pele ter cicatrizado completamente e certifique-se de que usa uma intensidade de luz mais reduzida.
- Descoloração da pele: isto raramente ocorre. A descoloração da pele manifesta-se através de uma mancha mais clara ou mais escura do que a área circundante. Este é o resultado da utilização de uma intensidade de luz demasiado elevada para a cor da sua pele. Se a descoloração não desaparecer num prazo de 2 semanas, aconselhamo-lo a consultar um médico. Não trate áreas com descoloração até esta desaparecer e a sua pele voltar a apresentar o seu tom normal.
- Infecção e inflamação da pele: isto raramente ocorre e pode ser causado pela utilização do aparelho em ferimentos ou cortes resultantes do corte do pêlo com lâmina, em ferimentos já existentes ou em pêlos encravados.
- Dor excessiva: isto pode ocorrer durante ou após o tratamento se utilizar o aparelho em pele ainda com pêlos, se utilizar uma intensidade de luz demasiado elevada para o seu tom de pele, se aplicar impulsos várias vezes na mesma área e se utilizar o aparelho em feridas abertas, inflamações, infecções, tatuagens, queimaduras, etc. Consulte o capítulo “Contra-indicações” para mais informações.

Após a utilização

- Não aplique cosméticos perfumados nas áreas tratadas imediatamente após o tratamento.
- Não utilize desodorizante imediatamente após o tratamento das axilas. Aguarde até a vermelhidão desaparecer totalmente.
- Consulte o capítulo “Preparação para a utilização”, secção “Conselhos de bronzeamento” para mais informações relativas à exposição solar e ao bronzeamento artificial.

Preparar para a utilização


Para obter os melhores resultados, prepare as áreas onde pretende utilizar o aparelho da forma descrita em seguida.

Preparar as áreas de tratamento

- 1** Corte o pêlo com uma lâmina nas zonas que pretende tratar enquanto verificar crescimento do pêlo.

Nota: Não utilize cremes depilatórios em vez do corte com lâmina.

Nota: Se o seu último método de depilação utilizado envolveu a remoção de pêlos pela raiz (p. ex., utilização de uma depiladora), pode iniciar o tratamento de imediato. Neste caso, aconselhamos que corte os pêlos com uma lâmina entre os tratamentos de modo a obter resultados perfeitos.



Tenha em atenção que o tratamento em áreas cujo pêlo não foi cortado ou foi cortado incorrectamente tem vários efeitos indesejados:

- A janela de saída da luz e os bocais podem ser contaminados com pêlos soltos e sujidade. Uma janela de saída da luz e bocais contaminados podem reduzir a vida útil e a eficácia do aparelho. A contaminação da janela de saída da luz também pode tornar o tratamento doloroso ou provocar reacções da pele, como vermelhidão e descoloração.
- Os pêlos na sua pele podem ser queimados, o que pode provocar um odor desagradável.

2 Limpe a pele e certifique-se de que esta não tem pêlos, está completamente seca e sem resíduos gordurosos (por exemplo, vestígios de desodorizantes, loções, perfumes, creme bronzadores e protectores solares).

3 Verifique se o aparelho, especialmente a janela de saída da luz e os bocais, tem pêlos, pó ou fibras presos. Se encontrar algum tipo de contaminação, limpe o aparelho de acordo com as instruções no capítulo “Limpeza e manutenção”.

Se o corte dos pêlos com uma lâmina provocar ferimentos ou lesões, a sua pele pode ser mais sensível à tecnologia IPL do que a de outros utilizadores. Isto poderá fazer com que o tratamento por IPL seja desconfortável ou poderá resultar em outros efeitos secundários indesejáveis. Recomendamos que aguarde até que a irritação tenha desaparecido.

4 Depois dos pêlos pararem de crescer, o que normalmente acontece após 4 a 5 tratamentos, não terá de voltar a cortar o pêlo antes de utilizar o aparelho.

Intensidade da luz

Ao contrário dos aparelhos à base de luz profissionais, o sistema Philips Lumea Essencial foi desenvolvido para utilização doméstica do consumidor e os seus impulsos de luz são mais delicados. Consequentemente, pode contar com um tratamento **cómodo e eficaz** a uma intensidade de luz que considerar confortável.

O sistema Philips Lumea Essencial oferece cinco intensidades de luz diferentes. Ajuste a intensidade da luz ao tom da sua pele, aos pêlos corporais, aos pêlos faciais e a um nível confortável para si. A tabela das intensidades de luz recomendadas apresentada abaixo ajuda-o a determinar a intensidade da luz correcta.

Nota: O aparelho é desactivado automaticamente se a sua pele for demasiado escura, para evitar que desenvolva reacções da pele. No entanto, o sensor de tom de pele integrado não lhe indica qual regulação da intensidade da luz deve utilizar, visto que as preferências diferem significativamente de pessoa para pessoa. O sistema Philips Lumea Essencial dá-lhe a liberdade de escolher a intensidade de luz que considerar mais conveniente, desde que o aparelho seja adequado para o seu tom de pele. Para determinar a intensidade da luz correcta para a utilização na sua pele, consulte a tabela das intensidades de luz recomendadas e o guia de início rápido.

1 Consulte a tabela abaixo para determinar que intensidades de luz são apropriadas para a sua pele, o seu tom de pele, a cor dos seus pêlos corporais e pêlos faciais (se não existir uma intensidade da luz apropriada para a sua combinação de tom de pele/cor do pêlo, isto é indicado na tabela por um x).

Sugestão: Pode colocar a tabela incluída no guia de início rápido junto à pele e compará-la com a sua cor de pele.

Sugestão: Recomendamos que guarde o guia de início rápido na bolsa para referência futura.

2 Reduza a intensidade da luz se sentir dor ou desconforto.

As pessoas com pele mais escura têm maior risco de irritação da pele, uma vez que a sua pele absorve mais luz. Consequentemente, são recomendadas intensidades de luz mais reduzidas para pessoas com a pele mais escura.

O impulso de luz pode provocar calor na pele, mas nunca deve provocar dor. Diferentes zonas corporais exigem intensidades da luz diferentes, consulte a tabela abaixo. Para evitar reacções da pele, consulte o capítulo “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele”.

Intensidades de luz recomendadas (1-5)

Na tabela abaixo, os números indicam a intensidade da luz a ser seleccionada e “x” significa o aparelho não é apropriado para si.

Nota: O tom da sua pele pode mudar, por exemplo devido ao bronzearmento. Esta pode estar mais escura do que no tratamento anterior. Por isso, é importante que verifique a regulação a utilizar antes de cada tratamento e em cada zona. Algumas zonas podem ser mais escuras do que outras.

Cor dos pêlos corporais:	Louro escuro/castanho claro/castanho escuro/preto	branco/grisalho/ruivo/louro claro
<i>Tons e características da pele:</i>		
Branco (queima sempre com o sol, não bronzeia)	4/5	x
Bege (queima facilmente, bronzeadado mínimo)	4/5	x
Castanho claro (por vezes queima, bom bronzeadado)	4/5	x
Castanho médio (raramente queima, bom bronzeadado e rápido)	1/2/3	x
Castanho escuro (raramente queima, bronzeadado muito bom)	x	x
Castanho escuro e preto (raramente ou nunca queima, bronzeadado muito escuro)	x	x

Importante

Para verificar se o sistema Philips Lumea Essencial é adequado para si, consulte o capítulo “Contra-indicações”.

Conselhos de bronzeamento



- **Evite expor-se ao sol quando utilizar o sistema Philips Lumea Essencial regularmente (a cada duas semanas).**

A exposição solar pode provocar o escurecimento da pele (bronzeamento) ou provocar queimaduras solares (vermelhidão na pele). A utilização do sistema Philips Lumea Essencial em pele escurecida (bronzeada) e/ou pele queimada pelo sol aumenta o risco de efeitos secundários adversos e de reacções da pele. Consulte o capítulo “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele”.

- **Exposição solar antes do tratamento: aguarde 2 semanas e efectue um teste de pele.**

Aguarde, no mínimo, 2 semanas depois da exposição solar antes de utilizar o aparelho. Efectue um teste de pele (consulte o capítulo “Utilizar o aparelho”, secção “Primeira utilização e teste de pele”) na área a tratar para determinar a intensidade de luz apropriada. Se não o fizer, aumenta o risco de desenvolver reacções da pele após o tratamento com o sistema Philips Lumea Essencial.

- **Exposição solar depois do tratamento: aguarde 48 horas antes de se expor ao sol depois do tratamento com o sistema Philips Lumea Essencial.**

Aguarde, no mínimo, 48 horas após o tratamento antes de expor as áreas tratadas ao sol. Mesmo depois de decorridas 48 horas, certifique-se de que a pele tratada já não apresenta reacções adversas ao tratamento, antes de se expor ao sol. Cubra as áreas tratadas antes de se expor ao sol ou utilize um protector solar total (SPF 30+) nas duas semanas posteriores ao tratamento. A exposição solar das áreas tratadas imediatamente após o tratamento sem qualquer protecção aumenta o risco de efeitos secundários adversos e de reacções da pele. Consulte o capítulo “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele”.

- **Bronzeamento com luz artificial**

Siga as instruções fornecidas anteriormente em “Exposição solar antes do tratamento” e “Exposição solar após o tratamento”.

- **Bronzeamento com cremes**

Se tiver utilizado uma loção bronzeadora artificial, aguarde até o bronzeado artificial desaparecer totalmente antes de utilizar o sistema Philips Lumea Essencial.

Nota: Para mais informações sobre reacções indesejadas da pele, consulte o capítulo “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele”.

Utilizar o aparelho

Verifique a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparação para a utilização”, secção “Intensidade da luz” para determinar que intensidades de luz são mais adequadas ao seu tom de pele e cor do pêlo. Utilize o aparelho numa divisão bem iluminada; isto reduz a luminosidade do impulso de luz.

Corte o pêlo da área que pretende tratar antes de utilizar o aparelho (consulte o capítulo “Preparar para a utilização”, secção “Preparar as áreas de tratamento”).

Se o tratamento se tornar doloroso em qualquer momento, reduza a regulação da intensidade da luz até o tratamento ser novamente confortável. Se detectar reacções da pele mais intensas do que uma leve vermelhidão, pare o tratamento de imediato e leia a secção “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele” neste capítulo.

Seleção do acessório correcto

- Acessório corporal

O acessório corporal pode ser utilizado para tratar pêlos corporais indesejados em todas as zonas do corpo abaixo do pescoço (para conhecer as excepções, consulte o capítulo “Contra-indicações”). O acessório corporal consegue abranger uma área de 4 cm² e foi concebido especificamente para um tratamento mais rápido de áreas maiores, como as pernas.

Nunca utilize o acessório corporal no rosto.

- Acessório de precisão

O acessório de precisão inclui um filtro de luz integrado adicional e pode ser utilizado para tratar pêlos faciais indesejados de forma segura no buço, queixo e bochechas. Este também pode ser utilizado noutras áreas sensíveis do corpo, como as axilas e a linha do biquíni ou áreas difíceis de alcançar.

Nunca utilize o aparelho na zona à volta dos olhos ou próxima das sobrancelhas.





Primeira utilização e teste de pele


Quando utiliza o aparelho pela primeira vez ou após um bronzear recente, recomendamos que efectue um teste na pele em **cada** zona a tratar para verificar a reacção da pele ao tratamento e para se habituar ao tratamento à base de luz.

- 1** Escolha o acessório apropriado para a zona que pretende tratar.
- 2** Escolha uma área próxima da zona que pretende tratar.
- 3** Introduza a ficha pequena no aparelho e coloque o adaptador na tomada eléctrica.

Nota: Assegure-se de que o acessório seleccionado está colocado no aparelho.

- 4** Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho.






- A luz de intensidade 1 acende-se.

Nota: O aparelho selecciona sempre automaticamente a definição mais baixa da intensidade da luz. Consulte a secção “Intensidade da luz” no capítulo “Preparar para a utilização” para determinar a intensidade da luz apropriada.


- 5 Para ajustar a definição da intensidade da luz, prima o botão ligar/desligar uma ou mais vezes até alcançar a definição necessária. A intensidade de luz correspondente acende-se.




- 6 Coloque o aparelho sobre a pele a um ângulo de 90° para que o acessório esteja em contacto com a pele. Pressione o aparelho firmemente contra a pele para garantir o contacto.

Sugestão: Para uma utilização mais fácil, estique a zona da pele que pretende tratar.


- O aparelho executa automaticamente uma análise do tom de pele.



- Quando a luz “pronto a pulsar” se acende a branco na parte posterior do aparelho, a sua pele é apropriada para o tratamento com o aparelho e pode continuar:




- Quando a luz “pronto a pulsar” primeiro fica intermitente a cor de laranja e, em seguida, mantém-se continuamente acesa a laranja, a sua pele não é apropriada para o tratamento com o aparelho e este está desactivado. Poderá ser capaz de utilizar o sistema Philips Lumea Essencial com zonas corporais menos bronzeadas ou naturalmente mais claras. Se isto não funcionar, contacte o Apoio ao Cliente da Philips.



- 7 Prima o botão de impulso para libertar um impulso de luz.

*Nota: A luz visível produzida pelo aparelho é o reflexo do impulso de luz sobre a pele e é inofensiva para os seus olhos. Não é necessário usar óculos de protecção durante a utilização. Utilize o aparelho numa divisão **bem iluminada**; isto reduz o brilho perceptível do impulso de luz.*

- 8 Solte o botão de impulso assim que o aparelho aplicar o impulso de luz.



- D A luz “pronto a pulsar” fica intermitente a branco para indicar que o aparelho se está a preparar para aplicar um impulso de luz.

D Quando o aparelho está pronto para aplicar um impulso, a luz “pronto a pulsar” mantém-se continuamente acesa a branco.
- 9 Deslize o aparelho sobre a pele até à próxima área a tratar. Enquanto o tratamento for confortável (não doloroso), aumente um nível da regulação dentro do intervalo recomendado para o seu tipo de pele e aplique um impulso de luz para cada regulação. **Não aplique vários impulsos de luz na mesma área.**
- 10 Quando terminar o tratamento, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 2 segundos para desligar o aparelho.
- 11 Depois do teste da pele, aguarde 24 horas e verifique se a sua pele tem alguma reacção. Se a pele apresentar reacções, seleccione a definição mais alta que não provocou nenhuma reacção na pele para as utilizações seguintes.

Utilizações seguintes

- 1 Antes de cada tratamento, limpe a janela de saída da luz, o exterior dos bocais, as estruturas metálicas no interior dos bocais e o vidro avermelhado do filtro no interior do acessório de precisão. Para mais informações, consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”.
- 2 Comece cada tratamento seleccionando cuidadosamente a intensidade de luz, com base na sensibilidade da sua pele e no conforto que sente durante o tratamento. Consulte a secção “Intensidades da luz recomendadas” para seleccionar a definição certa para a sua combinação de tipo de pele e cor de pêlo.

A sua pele pode reagir de diferentes formas em diferentes dias/ocasiões por inúmeras razões. Consulte o capítulo “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele” para obter mais informações.


3 Siga os passos 2-7 da secção anterior (“Primeira utilização e teste de pele”).

Nota: É normal que o aparelho e o acessório aqueçam durante a utilização.

- 4 Deslize o aparelho sobre a pele até à próxima zona a tratar e repita os passos 5 e 6 da secção “Primeira utilização e teste de pele” neste capítulo. Depois de cada impulso de luz, demora até 3,5 segundos até o aparelho estar pronto para aplicar um novo impulso. A luz “pronto a pulsar” na parte posterior do aparelho fica novamente intermitente a branco para indicar que este está a carregar. Aguarde até esta luz permanecer continuamente acesa antes de continuar.

Sugestão: Para um tratamento mais eficiente, mantenha o botão de impulso premido enquanto deslocar o aparelho sobre a sua pele.

Não trate exactamente a mesma área várias vezes durante uma sessão. Isto não melhora a eficácia do aparelho, mas aumenta o risco de reacções da pele.



- 5** Para evitar zonas não tratadas, certifique-se de que os impulsos de luz são aplicados juntos uns aos outros. Tenha em atenção que luz efectiva só sai pela janela de saída da luz. No entanto, assegure-se sempre de que não aplica impulsos duas vezes na mesma zona.
- 6** Quando terminar o tratamento, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 2 segundos para desligar o aparelho.
- 7** Verifique se a janela de saída da luz e os bocais apresentam pêlos e sujidade e limpe o aparelho depois da utilização (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”).

Plano de tratamento e a eficácia

Um típico ciclo de crescimento completo do pêlo pode demorar entre 18 e 24 meses. Durante este tempo, poderão ser necessários vários tratamentos com o sistema Philips Lumea Essencial para obter uma redução permanente dos pêlos.

A eficácia da redução de pêlos varia de pessoa para pessoa, de acordo com a zona do corpo, a cor do pêlo e a forma como o sistema Philips Lumea Essencial é utilizado.

Como obter os melhores resultados

- É normal que ainda existam pêlos depois dos primeiros tratamentos (consulte o capítulo “Importante”, secção “Princípio de funcionamento” para mais informações).
- Para remover todos os pêlos com sucesso e evitar a reactivação do folículo do pêlo, os tratamentos têm de ser repetidos uma vez a cada duas semanas durante os dois primeiros meses. Por essa altura, a sua pele estará macia e sem pêlos. Leia a secção “Fase de manutenção” para saber como pode manter estes resultados.

Fase de manutenção

- Para garantir que a sua pele se mantém suave e sem pêlos, recomendamos a repetição do tratamento em intervalos de quatro a seis semanas. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do seu crescimento de pêlos pessoal e também das diferentes zonas corporais. Se voltarem a crescer demasiados pêlos entre os tratamentos, basta reduzir novamente o intervalo entre os tratamentos, mas nunca efectue o tratamento com uma regularidade superior a cada duas semanas. Se utilizar o aparelho com uma regularidade superior à recomendada, não aumenta a eficácia do tratamento, mas aumenta o risco de reacções da pele.

Directrizes para o tratamento

Tempo médio de tratamento

Zona	Tempo de tratamento aproximado	Acessório recomendado
Axilas	1 minuto por axila	Acessório para o corpo/de precisão
Linha do biquíni	1 minuto de cada lado	Acessório para o corpo/de precisão
Toda a zona do biquíni	4 minutos	Acessório para o corpo/de precisão
Uma perna abaixo do joelho	8 minutos	Acessório corporal
Uma perna inteira	14 minutos	Acessório corporal
Buço/queixo/bochechas	1 minuto	Acessório de precisão

***Nota:** Os tempos médios de tratamento indicados acima foram determinados durante a investigação e testes. Os tempos de tratamento individuais podem variar de pessoa para pessoa.*

Zonas de tratamento pretendidas

O aparelho destina-se a tratar pêlos indesejados no buço, queixo, bochechas, axilas, braços, barriga, linha do biquíni, costas e pernas.

Utilização do aparelho nas pernas

Verifique a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparar para a utilização”, secção “Intensidade da luz” para consultar as definições adequadas para as suas pernas.


- Pode deslocar o aparelho para cima e para baixo ou ao longo da perna, da forma que for mais conveniente para si. Para manter o contacto total com a pele, também pode colocar e segurar o aparelho sobre a pele numa posição lateral.

***Nota:** As zonas com mais osso e menos carne, como a canela e os tornozelos, são mais sensíveis do que outras zonas do corpo. Quando pressiona o acessório com força sobre estas zonas, a pele pode ficar mais susceptível a reacções da pele, como irritação e vermelhidão. Consulte o capítulo “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele”. Pressione o acessório sobre a pele apenas o suficiente para a luz “pronto a pulsar” acender.*

Utilizar o aparelho na linha do biquíni

Verifique a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparar para a utilização”, secção “Intensidade da luz” para consultar as definições adequadas para a sua linha do biquíni.

Normalmente, o sistema Philips Lumea Essencial é seguro e suficientemente suave para o tratamento da área total da zona do biquíni (por exemplo para depilação “brasileira” ou o estilo de “Hollywood”). Utilize uma definição mais baixa na pele mais sensível com pigmentação mais escura na zona do biquíni. Não utilize o aparelho nos pequenos lábios, vagina e ânus. Os homens que desejam tratar a sua área púbica não devem utilizar o aparelho no escroto.



Nota: Se quiser deixar alguma área com pêlo, por exemplo, no caso de uma depilação “brasileira”, certifique-se de que o sensor do tom de pele não é colocado sobre esses pêlos durante o tratamento, pois isto pode provocar o bloqueio do aparelho.

Nota: Por motivos de higiene, limpe sempre o acessório antes de começar a tratar outra zona do corpo (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”).

Utilização do aparelho nas axilas

Verifique a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparar para a utilização”, secção “Regular a intensidade da luz” para consultar as definições adequadas para as suas axilas. Assegure-se de que elimina qualquer desodorizante, perfume, creme ou outro produto de cuidado da pele das suas axilas antes do tratamento.

Sugestão: Para obter resultados perfeitos nas axilas, posicione-se em frente a um espelho para conseguir ver bem a zona a tratar e a luz “pronto a pulsar”. Levante o braço e coloque a mão na zona traseira do pescoço para esticar a pele da zona da axila.

Nota: A luz reflectida não prejudica os seus olhos. Se a luz dispersa for desagradável, feche os seus olhos quando libertar um impulso de luz.

Utilizar o aparelho no rosto (búço, queixo e bochechas)

Verifique a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparar para a utilização”, secção “Regular a intensidade da luz” para consultar as definições adequadas para o seu rosto (búço, queixo e bochechas).

Utilize apenas o **acessório de precisão** para tratar o búço, queixo e bochechas. Nunca utilize o aparelho na zona à volta dos olhos ou próxima das sobrancelhas. Quando trata o búço, o queixo ou as bochechas, assegure-se de que não expõe o rosto à luz solar directa durante 24 horas após o tratamento. Aplique um protector solar total (SPF 30+) depois do tratamento, durante as duas semanas seguintes, quando expuser o rosto à luz solar directa.


Atenção: Ao tratar a área acima do seu lábio superior, tenha cuidado para não aplicar impulsos de luz no lábio.

Sugestão: Aplique uma camada grossa de lápis de olhos branco nos seus lábios e nos contornos destes. Esta linha branca assegura que a energia do impulso de luz é reflectida e não afecta os seus lábios, caso aplique um impulso de luz no lábio inadvertidamente. Utilize apenas um lápis de olhos branco. Qualquer outra cor absorve a luz e pode causar irritação da pele.

Sugestão: Para obter resultados perfeitos no búço, no queixo e nas bochechas, posicione-se em frente a um espelho para conseguir ver bem a área a tratar e a luz “pronto a pulsar”.

Sugestão: Devido aos contornos do maxilar, pode ser difícil assegurar o contacto total do sistema de segurança integrado com a pele e aplicar um impulso de luz. Coloque a sua língua entre os dentes e parte acima do lábio ou encha as bochechas com ar para facilitar o tratamento.

Sugestão: A luz reflectida não prejudica os seus olhos. Se a luz dispersa for desagradável, feche os seus olhos quando libertar um impulso de luz.



Limpeza e manutenção



Para garantir resultados otimizados e uma longa durabilidade do aparelho, limpe-o antes e depois de cada utilização e, se necessário, durante o tratamento. O aparelho perde a sua eficácia se não o limpar adequadamente.

Nunca limpe o aparelho ou qualquer das suas peças sob a torneira ou na máquina de lavar louça.

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

Nunca risque a janela de saída da luz nem a superfície metálica dentro do acessório corporal.

Nota: Não volte a utilizar o aparelho quando já não for possível limpar a janela de saída da luz ou os bocais.

- 1** Desactive e desligue o aparelho e permita que arrefeça.

Nota: A janela de saída da luz aquece durante a utilização. Certifique-se de que esta já arrefeceu antes de a limpar.

- 2** Para retirar o acessório, agarre as projecções na parte superior e inferior do acessório e puxe suavemente.

- 3** Se necessário, limpe o exterior do aparelho com o pano de limpeza macio fornecido com o aparelho.



- 4** Humedeça o pano macio fornecido com o aparelho com algumas gotas de água e use-o para limpar as seguintes áreas:

- a janela de saída da luz
- a superfície exterior dos bocais
- as estruturas metálicas no interior dos bocais
- o vidro avermelhado do filtro dentro do acessório de precisão

Assegure-se de que os contactos electrónicos não entram em contacto com água.

Nota: Se a água não limpar de forma eficaz, utilize algumas gotas de álcool de percentagem elevada para limpar as áreas mencionadas anteriormente.

Nota: Assegure-se de que limpa o aparelho antes e depois de cada utilização e, se necessário, também durante o tratamento de acordo com as instruções nesta secção.



Arrumação

- 1** Desactive e desligue o aparelho e permita que arrefeça.

- 2** Limpe o aparelho antes de guardá-lo.

- 3** Guarde o aparelho e os bocais na bolsa fornecida a uma temperatura entre -20 °C e +70 °C.

Sugestão: Recomendamos que guarde o guia de início rápido na bolsa para referência futura.

Encomendar bocais

Para comprar bocais ou peças sobressalentes, visite **www.shop.philips.com/service** ou vá ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).

Peças sobressalentes

Estão disponíveis as seguintes peças sobressalentes:

- Acessório corporal (referência 4222.100.1629)
- Acessório de precisão (referência 4222.100.1630)
- Transformador
- Pano de limpeza
- Bolsa

Meio ambiente



- No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos normais; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite **www.philips.com/support** ou leia o folheto da garantia mundial em separado.

Especificações técnicas

Modelo SC1996

Voltagem efectiva	100 V - 240 V
Frequência efectiva	50 Hz - 60 Hz
Entrada	36 W
Protecção contra choques eléctricos	Classe II
Classificação da protecção	IP 30 (EN 60529)
Condições de funcionamento	Temperatura: +15° a +35°C
	Humidade relativa: 30% a 95%
Condições de arrumação	Temperatura: -20 °C a +70 °C
	Humidade relativa: 5% a 95%
Espectro do acessório para o corpo	>500 nm
Espectro do acessório de precisão	>600 nm

Transformador	Modelo: S036NU2400150
Efectiva	100-240 V, 50/60 Hz, 100 mA
Protecção contra choques eléctricos	Fonte de alimentação de classe 2
	Não adequado para utilização na presença de anestésicos inflamáveis com ar, oxigénio e óxido nitroso.
	Temperatura e humidade normais para armazenamento e transporte.
	Método de funcionamento contínuo com carga intermitente.



- Não exponha a humidade excessiva nem chuva.



- Protecção contra choques eléctricos: peça aplicada do tipo BF.



- Dispositivo frágil.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite **www.philips.com/support** para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Possível causa	Solução
O transformador/aparelho aquece durante o carregamento.	É normal.	Não é necessária qualquer acção.
Liguei o aparelho, mas não consigo aumentar ou reduzir a intensidade da luz.	O aparelho tem de ser reiniciado.	Para reiniciar o aparelho, desligue e ligue o aparelho novamente. Se mesmo assim não conseguir ajustar a intensidade da luz, contacte o Centro de Assistência ao Consumidor no seu país, o seu representante Philips ou um centro de serviço Philips.
A luz "pronto a pulsar" não funciona quando coloco o aparelho sobre a pele.	Não colocou o aparelho correctamente sobre a pele.	Coloque o aparelho a um ângulo de 90° sobre a pele de forma a que os 4 lados do sistema de segurança integrado estejam em contacto com a pele. Em seguida, verifique se a luz "pronto a pulsar" permanece continuamente acesa a branco e prima o botão de impulso.
		Se isto não funcionar, coloque o aparelho numa parte do corpo em que seja fácil estabelecer contacto com a pele, por exemplo, no antebraço. Em seguida, verifique se a luz "pronto a pulsar" funciona. Se a luz "pronto a pulsar" não ficar intermitente ao colocar o aparelho sobre a pele, contacte o Centro de Apoio ao Cliente, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.
A luz "pronto a pulsar" fica intermitente a cor de laranja e, em seguida, mantém-se continuamente acesa a cor de laranja quando coloco o aparelho sobre a pele. O aparelho não aplica um impulso de luz.	A pele que está a tentar tratar é demasiado escura.	Para evitar que a sua pele desenvolva efeitos secundários, o aparelho não funciona em pele demasiado escura. Poderá ser capaz de utilizar o sistema Philips Lumea Essencial em zonas do corpo com a pele mais clara. Se isto não resultar, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.
A luz "pronto a pulsar" não funciona ao colocar o acessório sobre a pele, mas a ventoinha de arrefecimento funciona.	A protecção de sobreaquecimento foi activada.	Quando a protecção contra sobreaquecimento é activada, a ventoinha de arrefecimento continua a funcionar. Não desligue o aparelho. Deixe-o arrefecer durante cerca de 15 minutos antes de continuar a utilizá-lo. Depois de decorridos 5 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente. Em seguida, deixe-o arrefecer durante mais 10 minutos. Se a luz "pronto a pulsar" continuar a não funcionar quando coloca o aparelho sobre a pele, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.

Problema	Possível causa	Solução
A luz “pronto a pulsar” permanece continuamente acesa, mas o aparelho não produz um impulso quando primo o botão de impulso.	O aparelho tem de ser reiniciado.	Para reiniciar o aparelho, desligue e ligue o aparelho novamente. Se a luz “pronto a pulsar” permanecer continuamente acesa, mas o aparelho continuar a não produzir um impulso ao premir o botão de impulso, contacte o Centro de Assistência ao Cliente no seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.
A luz da intensidade 1 continua intermitente e não consigo mudar a definição.	O acessório não está colocado no aparelho correctamente.	Coloque o acessório no aparelho correctamente.
As luzes de intensidade acendem-se todas alternadamente.	O aparelho tem de ser reiniciado.	Para reiniciar o aparelho, desligue e ligue o aparelho novamente. Se as luzes de intensidade continuarem a acender-se alternadamente, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.
As luzes de intensidade estão todas intermitentes em simultâneo.	O aparelho está defeituoso.	Contacte o Centro de Assistência ao Cliente no seu país, o seu representante Philips ou um centro de serviço Philips.
O aparelho produz um odor estranho.	O acessório e/ou o vidro do filtro estão sujos.	Limpe cuidadosamente o acessório e a janela de saída da luz. Se não conseguir limpar o acessório correctamente, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips para substituir o acessório.
	Não cortou correctamente os pêlos com uma lâmina na zona a tratar:	Se a zona a ser tratada tiver pêlos, estes poderão ser queimados durante a utilização do aparelho. Consequentemente, poderá notar um odor estranho. Corte adequadamente os pêlos com uma lâmina na área a ser tratada, antes de utilizar o aparelho. Se o corte do pêlo provocar irritação, apare os pêlos até estes ficarem o mais curtos possível e utilize o sistema Philips Lumea Essencial numa regulação confortável.
	Guardou o aparelho num ambiente poeirento.	Limpe o aparelho e os bocais (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”).

Problema	Possível causa	Solução
A pele fica mais sensível do que habitualmente durante o tratamento.	A intensidade de luz utilizada é demasiado elevada.	Verifique se utilizou a intensidade de luz correcta. Se necessário, seleccione uma intensidade de luz inferior:
	Não cortou os pêlos com uma lâmina na zona a tratar.	Corte os pêlos com uma lâmina nas áreas a tratar; antes de utilizar o aparelho. Se o corte do pêlo provocar irritação, apare os pêlos até estes ficarem o mais curtos possível e utilize o sistema Philips Lumea Essencial numa regulação confortável.
	A janela de saída da luz está partida.	Se a janela de saída da luz estiver partida, não utilize o aparelho para evitar o risco de reacções da pele. Contacte o Centro de Apoio ao Cliente do seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.
Sinto uma dor intolerável quando utilizo o aparelho.	Não cortou os pêlos com lâmina na zona a tratar.	Corte os pêlos com uma lâmina nas áreas a tratar; antes de utilizar o aparelho. Se o corte do pêlo provocar irritação, apare os pêlos até estes ficarem o mais curtos possível e utilize o sistema Philips Lumea Essencial numa regulação confortável.
	Tratou uma zona para a qual o aparelho não se destina.	Não deve utilizar o aparelho nos pequenos lábios, vagina, ânus, mamilos e aréolas. Os homens não devem utilizá-lo no rosto e escroto. Os pêlos faciais masculinos são diferentes dos pêlos faciais femininos e o acessório de precisão foi concebido para tratar unicamente pêlos faciais femininos.
	Utilizou uma intensidade de luz demasiado elevada para si.	Reduza a intensidade da luz para um nível confortável para si. Consulte o capítulo "Preparação para a utilização", secção "Intensidade da luz".
	A janela de saída da luz do acessório corporal ou o vidro do filtro do acessório de precisão está partido.	Se a janela de saída da luz do acessório corporal ou o vidro do filtro do acessório de precisão estiver partido, não volte a utilizar o aparelho com os bocais. Dirija-se ao seu revendedor ou a um centro de assistência Philips ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente para que o acessório seja substituído.
As zonas tratadas ficam vermelhas após o tratamento.	Uma ligeira vermelhidão é inofensiva e normal e desaparece rapidamente.	Não é necessária qualquer acção.

Problema	Possível causa	Solução
A reacção da pele após o tratamento dura mais tempo do que o habitual.	Utilizou uma intensidade de luz demasiado elevada para si.	Seleccione uma intensidade da luz inferior da próxima vez. Consulte o capítulo "Preparar para a utilização", secção "Intensidade da luz". Se a reacção da pele durar mais do que 3 dias, contacte o seu médico.
Os resultados de redução do pêlo não são satisfatórios.	Utilizou uma intensidade de luz demasiado baixa para si.	Realize um teste de pele para determinar se pode utilizar uma intensidade da luz superior (consulte o capítulo "Utilizar o aparelho", secção "Primeira utilização e teste de pele".
	Não fez sobreposições suficientes quando utilizou o aparelho.	Para obter resultados adequados de redução de pêlos, tem de sobrepor as aplicações ao utilizar o aparelho. Consulte o capítulo "Utilizar o aparelho", secção "Utilizações seguintes", passo 4.
	Não utiliza o aparelho com a regularidade recomendada.	Para remover todos os pêlos com sucesso e evitar a reactivação da raiz do pêlo, os tratamentos têm de ser repetidos uma vez a cada duas semanas durante os dois primeiros meses. Para garantir que a sua pele se mantém suave, recomendamos a repetição do tratamento em intervalos de quatro a seis semanas. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do crescimento dos seus pêlos e também das diferentes zonas corporais. Se voltarem a crescer demasiados pêlos entre os tratamentos, basta reduzir novamente o intervalo entre os tratamentos, mas nunca efectue o tratamento com uma regularidade superior a cada duas semanas. Se utilizar o aparelho com uma regularidade superior à recomendada, não aumenta a eficácia do tratamento, mas aumenta o risco de reacções da pele.
	Responde mais lentamente ao tratamento por IPL que o utilizador médio.	Continue a utilizar o dispositivo durante, pelo menos, 6 meses, pois o crescimento do pêlo pode ainda diminuir ao longo deste período. Tenha também em conta as outras soluções para este problema.
	O aparelho não é adequado para o seu tom de pele ou de pêlo.	Não utilize o aparelho se o seu tom de pêlo for louro claro, ruivo, grisalho ou branco. Não utilize o aparelho também se tiver um tom de pele escuro. Consulte a tabela de tons de pele e cor do pêlo no guia de início rápido.

Problema	Possível causa	Solução
Os pêlos começam a crescer novamente em alguns pontos das zonas tratadas.	Não fez sobreposições suficientes quando utilizou o aparelho.	Para obter resultados adequados de redução de pêlos, tem de sobrepor as aplicações ao utilizar o aparelho. Consulte o capítulo "Utilizar o aparelho", secção "Utilizações seguintes", passo 4.
	Os pêlos começam a crescer novamente como parte do ciclo natural de crescimento do pêlo.	Isto é normal. O reaparecimento dos pêlos faz parte do ciclo natural de crescimento destes. No entanto, os pêlos que voltam a crescer são mais macios e finos.
O aparelho não funciona.	O aparelho está defeituoso.	Contacte o Centro de Assistência ao Cliente no seu país, o seu representante Philips ou um centro de serviço Philips.

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em www.philips.com.br/clube.

A remoção de pelos à base de luz é um dos métodos de mais alto desempenho para o tratamento dos pelos indesejáveis do corpo, com resultados de longa duração. Ela é diferente dos métodos caseiros atuais de remoção de pelos porque reduz significativamente o crescimento dos pelos. Há mais de 15 anos, a Philips vem investigando esse método com os mais renomados dermatologistas. Agora, você pode usar essa tecnologia inovadora confortavelmente na sua própria casa, quando você quiser. Este aparelho foi especificamente projetado e otimizado para ser usado por mulheres (mas pode ser usado por homens também).

O Philips Lumea Essencial permite o tratamento de pelos indesejados em todas as áreas do corpo, incluindo o rosto (buzo, queixo e bochechas – áreas abaixo das maçãs), usando dois bocais personalizados.

O Philips Lumea Essencial foi concebido apenas para uso pessoal.

Por razões de higiene e para assegurar uma vida útil prolongada, recomendamos que você não compartilhe o aparelho com outras pessoas. Para obter mais informações sobre o Philips Lumea Essencial, acesse **www.philips.com.br/lumea**. Veja nosso site regularmente para conhecer as novidades.

Recursos

Este aparelho conta com os seguintes recursos:

Tecnologia de Luz pulsada intensa para uso doméstico

O Philips Lumea Essencial usa uma tecnologia à base de luz chamada “Luz pulsada intensa” (IPL). Há mais de quinze anos, a IPL é usada na remoção de pelos pelo mercado de beleza profissional. O Philips Lumea Essencial agora leva essa tecnologia inovadora para o conforto da sua casa.

Evita de forma eficaz o crescimento de pelos para uma pele lisinha todos os dias

Este método evita de forma eficaz o crescimento de pelos, proporcionando uma pele macia e sedosa por muito mais tempo. Nossos estudos mostraram uma redução significativa dos pelos após dois tratamentos apenas. Resultados ideais geralmente são obtidos após quatro a cinco tratamentos. Uma redução em densidade dos pelos é visível a cada tratamento. O prazo para que os efeitos tornem-se visíveis e por quanto tempo duram os resultados podem variar de pessoa para pessoa. Para obter mais informações, consulte a seção “Como obter resultados ideais”, no capítulo “Utilização do aparelho”.

Tratamento suave, mesmo em regiões sensíveis do corpo

O Philips Lumea Essencial foi desenvolvido em estreita cooperação com dermatologistas autorizados para um tratamento de alto desempenho e suave, mesmo na maioria das áreas sensíveis do corpo. O bocal de precisão permite que você use o aparelho com segurança no seu rosto.

Não há custos extras, nem a necessidade de substituir lâmpadas

O Philips Lumea Essencial vem com uma lâmpada de alto desempenho que não precisa ser substituída. Essa lâmpada pode gerar mais de 100.000 flashes, resultando em mais de 5 anos* de resultados incríveis e economia.

*Com base na média de uso e no tratamento recomendado para um usuário, podendo variar de acordo com o uso.

Como a tecnologia de Luz pulsada intensa da Philips funciona

Crescimento dos pelos

Os índices de crescimento dos pelos diferem de pessoa para pessoa, dependendo da idade, do metabolismo e de outros fatores. No entanto, os pelos de qualquer pessoa normalmente crescem em 3 fases.

1 Fase de crescimento (fase Anágena)

O pelo cresce ativamente direto da raiz. Nessa fase, a concentração de melanina é mais alta. A melanina é responsável pela pigmentação do pelo. A concentração de melanina é também o fator que determina a eficácia da tecnologia de Luz pulsada intensa. Somente os pelos em fase de crescimento são suscetíveis ao tratamento com luz.

2 Fase de degradação (fase Catágena)

O pelo para de crescer e a raiz diminui antes de o pelo cair.

3 Fase de repouso (fase Telógena)





O pelo velho cai. O folículo permanece em descanso até que o relógio biológico o informe para se tornar ativo novamente e fazer com que cresça um novo pelo.

Princípio de funcionamento

- O aparelho esquentar o pelo e a raiz por debaixo da pele. A melanina da raiz do pelo absorve a energia dos flashes de luz. Quanto mais escura for a cor do pelo, mais luz poderá ser absorvida. Este processo estimula o pelo a entrar na fase de repouso.
- Entre tratamentos, o pelo cai naturalmente e novo crescimento é impedido. Depois do tratamento, é possível que leve uma ou duas semanas para o pelo cair.

- Não é possível reduzir todos os pelos em uma única sessão, pois somente aqueles que estão em crescimento são suscetíveis ao tratamento com luz. Durante um tratamento, os pelos localizados na região depilada estão normalmente em estágios diferentes do ciclo de crescimento. Para obter um tratamento eficaz, é necessário repeti-lo uma vez a cada duas semanas durante os dois primeiros meses.

Um filtro óptico integrado garante que nenhuma luz UV alcance a pele e que o aparelho seja seguro para a pele quando for usado conforme as orientações.



Descrição geral (fig. 5)

- 1 Luzes indicadoras de intensidade (1- 5)
 - 2 Botão liga/desliga
 - 3 Luz 'pronto para uso'
 - 4 Saídas de ar
 - 5 Tomada do aparelho
 - 6 Botão de emissão de flash
 - 7 Aberturas para contatos eletrônicos
 - 8 Janela de saída da luz com filtro UV integrado
 - 9 Bocal para o corpo (próprio para todas as regiões do corpo abaixo do pescoço)
 - a Contatos eletrônicos
 - b Armação metálica dentro do bocal para o corpo
 - c Sistema de segurança integrado
 - d Sensor de tom de pele
 - 10 Bocal de precisão (próprio para todas as regiões do corpo, incluindo buço, queixo e bochechas)
 - a Filtro extra
 - b Sistema de segurança integrado
 - c Sensor de tom de pele
 - 11 Adaptador
 - 12 Pequeno plugue
- Também incluso:
- estojo
 - pano para limpeza

Nota: O filtro principal está integrado no aparelho. Ele garante o uso seguro nas áreas do corpo sob o pescoço. Portanto, o bocal para o corpo não necessita de um filtro extra. No entanto, o bocal de precisão tem um filtro adicional para um tratamento seguro e confortável de peles sensíveis, como a do rosto.

Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Água e eletricidade são uma combinação perigosa. Não use o aparelho em ambientes úmidos (por exemplo, perto de uma banheira com água, de um chuveiro ligado ou uma piscina com água).
- Mantenha o aparelho e o adaptador secos.
- Caso o aparelho esteja quebrado, não toque em nenhuma parte interna para evitar choque elétrico.
- Nunca insira objetos dentro do aparelho.

Aviso

- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, a menos que elas sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que elas não brinquem com o aparelho.
- O aparelho não deve ser usado por crianças ou jovens com menos de 15 anos. Jovens entre 15 e 18 anos podem usar o aparelho com o consentimento e/ou auxílio de seus pais ou pessoas responsáveis por eles. O uso é livre para pessoas com mais de 19 anos.
- Só use o adaptador fornecido.
- Não use o aparelho nem o adaptador se estiverem danificados.
- O adaptador contém um transformador. Não desconecte o aparelho da tomada para substituí-lo, pois isso pode ser perigoso.
- Se o adaptador estiver danificado, ele deverá ser trocado (por um modelo original) para evitar situações de risco.
- Não use o aparelho se o vidro da janela de saída da luz estiver quebrado.
- Não use o bocal de precisão se o vidro avermelhado estiver quebrado.

Para evitar danos

- Verifique se não há nada obstruindo o fluxo de ar que sai das aberturas de ventilação.
- Nunca submeta o aparelho a choques pesados nem o sacuda ou o deixe cair.
- Ao levar o aparelho de um ambiente muito frio para um ambiente muito quente (ou vice-versa), espere cerca de três horas para usá-lo novamente.
- Deixe o aparelho esfriar depois de usá-lo e, em seguida, guarde-o no estojo fornecido para não fique empoeirado.
- Não saia de perto do aparelho enquanto ele estiver ligado. Sempre desligue-o após o uso.
- Para evitar danos, não exponha o aparelho à luz solar direta ou a raios ultravioletas por muitas horas.
- Não use o aparelho em outra superfície além da pele. Isso pode causar sérios danos aos bocais e/ou à janela de saída de luz. Somente use o aparelho sobre a pele.

Atenção



- Nunca use o aparelho ao redor dos olhos ou próximo às sobrancelhas, pois isso pode causar danos à visão.
- Use esse aparelho apenas com as definições adequadas ao seu tipo de pele (consulte a tabela na seção “Intensidades de luz recomendadas”, no capítulo “Preparação para o uso”). Usar definições mais altas que as recomendadas pode aumentar o risco de reações na pele e efeitos colaterais.
- Esse aparelho, junto com seus bocais, deve ser usado apenas para remover os pelos indesejados no corpo e no rosto, abaixo das bochechas. Não use o aparelho para outros fins.

- Verifique se a pele na área a ser tratada está limpa, seca e livre de cremes, loções e outros cosméticos. Se a pele não estiver limpa e seca, o sistema de segurança integrado pode não funcionar como pretendido e o aparelho pode não emitir flashes de luz ou emití-los involuntariamente.
- Não utilize o aparelho caso uma das situações mencionadas na seção “Contraindicações” apliquem-se a você.

Para prolongar a vida útil do Philips Lumea Essential, leve em consideração as seguintes informações:

- Não exponha o aparelho a temperaturas inferiores a 15 °C ou superiores a 35 °C durante o uso.
- O aparelho é equipado com uma proteção contra superaquecimento incorporada. Se o aparelho superaquecer, ele não funcionará. Não desligue o aparelho, deixe-o esfriar por cerca de 15 minutos antes de continuar seu tratamento. Após 5 minutos, o aparelho desligará automaticamente. Então, deixe-o esfriar por outros 10 minutos.
- Para avaliações ou consertos, leve o aparelho a uma das assistências técnicas autorizadas da Philips. O conserto realizado por pessoas não qualificadas poderá causar situações de risco.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Contraindicações

Quem NÃO deve usar o Philips Lumea Essential?

O Philips Lumea Essential não é adequado para todas as pessoas. Se você se encaixar em qualquer uma das contraindicações abaixo, **não** poderá usar esse aparelho!

Não use o aparelho se você estiver grávida ou durante o período de amamentação.

O Philips Lumea Essential não foi testado em mulheres grávidas, portanto aconselhamos você a não usar o aparelho se estiver grávida ou no período de amamentação. Alterações hormonais podem aumentar a sensibilidade e o risco de lesões à pele.

Não use o aparelho caso a cor de sua pele e/ou seus pelos não seja adequada, por ex.:

- Se você tem pele do tipo V (sua pele raramente fica queimada pelo sol, você se bronzeia facilmente e seu tom de pele é marrom escuro) ou se tem pele tipo VI (sua pele raramente ou nunca fica queimada pelo sol e você se bronzeia facilmente; sua pele é amarronzada ou mais escura). Nesses casos, se você usar o Philips Lumea Essential, poderá ter reações na pele, como despigmentação, vermelhidão forte ou queimaduras. Consulte também o capítulo “Utilização do aparelho”, na seção “Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas” e consulte também a “Tabela de intensidades de luz recomendadas” no guia de início rápido.
- O tratamento não terá alto desempenho se a cor natural dos pelos nas áreas de tratamento for loiro claro, branco, cinzento ou vermelho.

Não use o Philips Lumea Essential para tratar uma área mais do que uma vez a cada duas semanas.

Não use o aparelho caso você sofra de qualquer doença citada abaixo:

- Doenças dermatológicas, como câncer de pele ativo, histórico de câncer de pele ou qualquer outro câncer localizado nas áreas a serem tratadas.
- Se tiver lesões pré-cancerosas ou vários sinais de nascença atípicos nas áreas a serem tratadas.
- Se tiver histórico de distúrbio de colágeno, incluindo formação de quelóide ou histórico de má cicatrização.
- Se tiver histórico de doenças vasculares, como a presença de varizes ou ectasia vascular nas áreas a serem tratadas.
- Se a sua pele for sensível à luz e desenvolver facilmente uma irritação ou reação alérgica.
- Se tiver infecções, eczema, queimaduras, inflamação de folículos capilares, feridas abertas, escoriações, herpes simples, feridas ou lesões e hematomas nas áreas a serem tratadas.
- Se tiver feito cirurgia nas áreas a serem tratadas.
- Se sofrer de epilepsia com sensibilidade à luz.
- Se tiver diabetes, lúpus eritematoso, porfíria ou doença cardíaca congestiva.
- Se tiver qualquer distúrbio de coagulação sangüínea.
- Se tiver histórico de doença imunossupressora (incluindo infecção por HIV ou AIDS).

Não use o aparelho caso você esteja tomando qualquer medicamento citado abaixo:

- Se a sua pele estiver sendo/foi tratada recentemente com alfa-hidroácidos (AHAs), beta-hidroácidos (BHAs), isotretinoína tópica ou ácido azelaico.
- Caso tenha tomado qualquer tipo de isotretinoína, como Accutane® ou Roaccutane® nos últimos seis meses, esse tratamento pode deixar a pele mais suscetível a cortes, feridas e irritações.
- Se você estiver sob o efeito de analgésicos, pois eles reduzem a sensibilidade da pele ao calor.
- Se estiver tomando agentes ou medicamentos fotossensibilizantes, leia a bula do remédio. Nunca use o aparelho caso esteja especificado na bula avisos sobre reações fotoalérgicas e fototóxicas ou que você deve evitar a exposição ao sol durante o uso do remédio.
- Se você toma medicamento anticoagulante ou faz uso intenso de aspirina, de modo que não possa parar de utilizá-los ao menos uma semana antes de cada tratamento com o Philips Lumea Essential.
- Se tomar medicamentos imunossupressores.

Nunca use o aparelho nas seguintes áreas:

- Ao redor dos olhos ou próximo às sobrancelhas.
- Nos mamilos, aréolas, pequenos lábios, vagina, ânus e interior das narinas e orelhas. Consulte o capítulo "Utilização do aparelho", seção "Uso do aparelho na virilha".
- Os homens não devem utilizá-lo no rosto ou no escroto. Os pelos faciais masculinos são diferentes dos pelos faciais femininos, e o bocal de precisão foi projetado apenas para o tratamento de pelos faciais femininos.
- Sobre ou próximo de qualquer coisa artificial, como implantes de silicone, marca-passos, pontos de injeção subcutânea (aplicação de insulina) ou piercings.





- Em pintas, sardas, varizes, áreas mais escuras, cicatrizes ou anomalias cutâneas sem consultar o médico. Isso pode causar queimaduras e alteração na cor da pele, dificultando a identificação de doenças dermatológicas (como o câncer de pele, por exemplo).
- Em verrugas, tatuagens ou maquiagem permanente. Isso pode causar queimadura e uma mudança no tom de pele (hipo ou hiperpigmentação). O uso em verrugas pode fazer com que se espalhem, pois verrugas são infecções virais.
- Em áreas em que você usa desodorantes de longa duração. Isso pode causar reações dermatológicas. Consulte o capítulo "Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas".

Nunca use o aparelho sobre a pele queimada, bronzead recentemente (nas últimas 2 semanas) ou com bronzamento artificial.

- Qualquer tipo de bronzamento pode interferir na segurança do tratamento. Isso se aplica tanto à exposição à luz solar natural quanto a métodos de bronzamento artificial, como loções bronzeadoras, aparelhos de bronzamento etc. Caso você esteja/queira ficar bronzada, consulte o capítulo "Preparação para o uso", seção "Recomendações sobre o bronzamento".

***Nota:** Há muitas outras contraindicações. Caso você não tenha certeza se pode usar o aparelho, recomendamos consultar um médico.*

Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas

Reações dermatológicas comuns

- Sua pele pode apresentar uma leve vermelhidão e/ou formigamento/ ficar quente. Essa reação não é prejudicial e desaparece rapidamente.
- Uma reação dermatológica semelhante a uma queimadura pode ocorrer na área em que o tratamento foi realizado por pouco tempo. Caso ela não desapareça em até três dias, consulte um médico.
- Podem ocorrer ressecamento e coceira na pele devido à lâmina ou à combinação do uso da lâmina e o tratamento à base de luz. Isso não é prejudicial e desaparece em poucos dias. Você pode esfriar a área com uma bolsa de gelo ou pano úmido. Caso sua pele continue ressecada, você pode aplicar um hidratante sem perfume na área afetada, 24 horas após o tratamento.

Efeitos colaterais raros

- Queimaduras, vermelhidão excessiva e inchaço: essas reações ocorrem raramente e normalmente são resultado do uso de luz com intensidade mais alta que a recomendada para sua pele. Caso essas reações não desapareçam em até 3 dias, consulte um médico. Para o próximo tratamento, aguarde até que a pele esteja completamente curada e lembre-se de usar uma intensidade de luz mais baixa.
- Manchas na pele: ocorrem muito raramente. As manchas na pele se manifestam quando são mais escuras ou mais claras do que a região ao redor. Isso ocorre quando você usa uma intensidade de luz muito alta para a cor da sua pele. Caso as manchas não desapareçam em até duas semanas, consulte um médico. Não realize o tratamento nas áreas manchadas até que as manchas desapareça e a cor de sua pele volte ao normal.

- Infecção e inflamação na pele: ocorrem muito raramente e podem ser provocadas pelo uso do aparelho sobre feridas ou cortes causados pela depilação em machucados ou pelos encravados.
- Dor excessiva: pode ocorrer durante ou após o tratamento caso você tenha usado o aparelho na pele não depilada, em uma intensidade de luz alta demais para seu tom de pele, na mesma área mais de uma vez ou em feridas abertas, inflamações, infecções, tatuagens, queimaduras etc. Para obter mais informações, consulte a seção "Contraindicações".

Após o uso

- Não aplique cosméticos perfumados nas áreas em que o tratamento foi recentemente realizado.
- Não use desodorante logo após depilar as axilas. Aguarde até que o vermelhidão na pele tenha desaparecido por completo.
- Consulte o capítulo "Preparação para o uso", seção "Recomendações sobre o bronzearmento" para obter informações sobre bronzearmento artificial e exposição à luz solar.

Preparação para o uso

Para obter os melhores resultados, prepare as áreas que deseja depilar conforme descrito abaixo.

Preparação das áreas de tratamento

- 1** Raspe as áreas desejadas até que não haja mais crescimento de pelos.

Nota: Não utilize cremes depilatórios em vez de raspar.

Nota: Se a sua última depilação usou um método de remoção de pelos pela raiz (por exemplo, aparelhos depilatórios), você pode começar o tratamento imediatamente. Nesse caso, para obtenção de melhores resultados, aconselhamos que você raspe os pelos entre cada tratamento.

Nota: o tratamento em áreas com pelos ou que não foram raspadas corretamente pode apresentar inúmeros resultados indesejados:


- A janela de saída da luz e os bocais podem contaminar-se com pelos ou poeira. Isso pode reduzir a vida útil e a eficácia do aparelho. A contaminação da janela de saída da luz também pode deixar o tratamento mais doloroso ou causar reações na pele, como vermelhidão e despigmentação.
- Os pelos da pele podem queimar, produzindo um cheiro desagradável.

- 2** Remova todos os pelos, limpe, seque e retire qualquer substância oleosa da pele (como resíduos de desodorantes, loções, perfumes, cremes bronzadores e protetores solares).

- 3** Verifique se há fiapos, poeira ou pelos presos no aparelho e, principalmente, na janela de saída de luz. Caso haja qualquer contaminação, limpe o aparelho de acordo com as instruções no capítulo "Limpeza e manutenção".

Se sua pele for mais sensível a IPL do que a de outras pessoas, a depilação poderá causar ferimentos ou lesões. Isto pode fazer com que o tratamento por IPL seja desconfortável ou pode levar a outros efeitos colaterais indesejados. Recomendamos que você espere até a irritação desaparecer.

- 4** Quando os pelos pararem de crescer, o que geralmente ocorre após quatro a cinco tratamentos, você não precisará se depilar antes de usar o aparelho.



Intensidade da luz

Diferente de aparelhos profissionais à base de luz, o Philips Lumea Essential foi desenvolvido para o uso doméstico e seus flashes de luz são mais suaves. Portanto você terá um tratamento **conveniente** e com **alto desempenho**, com a intensidade da luz que você achar mais confortável. O Philips Lumea Essential fornece cinco intensidades de luz diferentes. Ajuste a intensidade da luz ao tom da sua pele, pelo do corpo e pelo facial e em um nível confortável para você. A tabela com as intensidades de luz recomendadas abaixo ajuda você a estabelecer a intensidade de luz correta.

Nota: O aparelho é desativado automaticamente quando a sua pele é muito escura, para prevenir reações da pele. No entanto, o sensor de tom da pele integrado não informa qual definição de intensidade da luz se deve usar, pois as preferências diferem de pessoa para pessoa. O Philips Lumea Essential dá a você a liberdade de selecionar a intensidade da luz mais conveniente, desde que o aparelho seja conveniente para seu tom de pele. Para estabelecer a intensidade de luz correta para usar na sua pele, consulte a tabela com as intensidades de luz recomendadas abaixo e no guia de início rápido.

- 1** Consulte a tabela abaixo para determinar qual a intensidade de luz é adequada para sua pele e o tom da sua pele, pelo do corpo e pelo facial (se não houver nenhuma intensidade de luz conveniente para sua combinação de tom de pele/cor do pelo, isto será indicado com x na tabela).

Dica: Você pode colocar a tabela do guia de início rápido contra a pele e compará-la com seu tom de pele.

Dica: Recomendamos que você guarde o guia de início rápido no estojo para referência futura.

- 2** Reduza a intensidade da luz caso sinta dor ou desconforto.

Pessoas com peles mais escuras correm maior risco de irritação na pele, pois a pele escura absorve mais luz. Portanto, recomenda-se usar intensidades menores em peles mais escuras.

Pode-se sentir o calor do flash de luz na pele, mas esse calor não deve ser doloroso. Algumas áreas do corpo podem precisar de intensidades diferentes de luz, consulte a tabela abaixo. Para evitar reações da pele, consulte o capítulo “Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas”.

Intensidades de luz recomendadas (1 - 5)

Na tabela abaixo, os números indicam a intensidade de luz que deve ser selecionada e “x” significa que o aparelho não é adequado para você.

Nota: O tom da sua pele pode mudar, por exemplo, porque sua pele foi exposta a bronzamento. Ela pode estar mais escura do que estava no tratamento anterior. Portanto, é importante verificar a definição a ser usada antes de cada tratamento e por área, pois algumas áreas podem estar mais escuras que outras.

Cor do pelo do corpo:

Louro-escuro/
castanho claro/
castanho/castanho
escuro/pretobranco/grisalho/
ruivo/louro-claro*Cor de pele e características:*

Branca (peles que se queimam, mas não ficam bronzeadas)

4/5

x

Parda (peles que se queimam facilmente e adquirem um bronzeado discreto)

4/5

x

Morena clara (peles que raramente se queimam e ficam bem bronzeadas)

4/5

x

Morena média (peles que raramente se queimam e ficam bem bronzeadas com rapidez)

1/2/3

x

Morena escura (peles que raramente se queimam e ficam muito bronzeadas)

x

x

Amarronzada ou mais escura (peles que raramente/nunca se queimam e fica com um bronzeado bem escuro)

x

x

Importante

Para saber se o Philips Lumea Essential é adequado para você, consulte o capítulo "Contraindicações".

Recomendações sobre bronzeamento

- **Evite tomar sol ao utilizar o Philips Lumea Essential regularmente (a cada duas semanas).**

Tomar banho de sol pode escurecer a pele (bronzeamento) ou causar queimadura (deixando a pele vermelha). O uso do Philips Lumea Essential em peles escurecidas (bronzeadas) e/ou queimadas pelo sol aumenta o risco de efeitos colaterais adversos e reações cutâneas. Consulte o capítulo "Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas".

- **Exposição solar antes do tratamento: Espere 2 semanas e faça um teste na pele.**

Ao tomar banho de sol, aguarde ao menos 2 semanas para utilizar o aparelho. Faça um teste de pele (consulte o capítulo "Utilização do aparelho", seção "Primeira utilização e teste de pele") na área a ser tratada para determinar a intensidade apropriada da luz. Não fazer o teste pode aumentar o risco de reações da pele após o tratamento com o Philips Lumea Essential.

- **Exposição solar após o tratamento: Após o tratamento com o Philips Lumea Essential, aguarde 48 horas antes de qualquer exposição solar.**

Após o tratamento, aguarde ao menos 48 horas antes de expor as áreas tratadas ao sol. Mesmo depois de 48 horas, certifique-se de que a pele tratada não apresenta reações adversas antes de expor-se ao sol. Nas duas semanas seguintes ao tratamento, cubra as áreas tratadas ao sair ao sol ou use bloqueador solar (FPS 30 +). Expor as áreas à luz solar sem proteção logo após o tratamento aumenta o risco de efeitos colaterais adversos e reações da pele. Consulte o capítulo "Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas".

- **Bronzeamento com luz artificial**

Siga as instruções nas seções acima "Exposição à luz solar antes do tratamento" e "Exposição à luz solar após o tratamento".

- **Bronzeamento com cremes**

Caso você tenha usado alguma loção de bronzeamento artificial, aguarde até que a loção tenha desaparecido completamente antes de usar o Philips Lumea Essential.

Nota: Para obter mais detalhes sobre reações dermatológicas indesejáveis, consulte o capítulo "Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas".

Utilização do aparelho

Verifique a tabela com as intensidades de luz recomendadas no capítulo "Preparação para uso", seção "Intensidade da luz", para determinar quais intensidades da luz são mais adequadas para seu tom de pele e cor do pelo. Use o aparelho em um lugar bem iluminado; isso reduz a intensidade do flash emitido.

Antes de usar o aparelho, raspe a área que você pretende tratar (consulte o capítulo "Preparação para o uso", seção "Preparação das áreas de tratamento").

Caso o tratamento fique muito doloroso em algum momento, reduza o ajuste de intensidade da luz até que você se sinta confortável novamente.

Ao notar reações dermatológicas mais fortes do que uma leve vermelhidão, interrompa o tratamento imediatamente e consulte a seção "Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas" neste capítulo.

Escolher o bocal adequado

- **Bocal para o corpo**



O bocal para o corpo pode ser usado para remover pelos indesejados em todas as regiões do corpo abaixo do pescoço (para saber quais são as exceções, consulte o capítulo "Contraindicações"). Este bocal pode cobrir uma região de até 4 cm² e foi desenvolvido especialmente para realizar um tratamento mais rápido em regiões maiores, como as pernas.

Não use o bocal para o corpo no rosto.

- **Bocal de precisão**

O bocal de precisão conta com um filtro de luz integrado adicional e pode ser usado para tratar com segurança pelos faciais indesejados presentes no buço, no queixo e nas bochechas. Além disso, ele também pode ser usado em outras regiões sensíveis do corpo, como axilas e virilha ou regiões difíceis de alcançar.

Nunca utilize o aparelho ao redor dos olhos ou próximo às sobrancelhas.



Primeira utilização e teste de pele

Ao usar o aparelho pela primeira vez ou após bronzear recente, recomendamos fazer um teste de pele em **cada** área em que você deseja realizar o tratamento, para verificar como a pele reage e acostuma-se ao tratamento à base de luz.

- 1 Escolha o bocal apropriado para a área em que você deseja realizar o tratamento.
- 2 Escolha uma área próxima à área em que você deseja realizar o tratamento.
- 3 Insira o pequeno plugue no aparelho e coloque o adaptador na tomada elétrica.

Nota: Certifique-se de que o bocal foi colocado no aparelho.

- 4 Pressione o botão liga/desliga para ligar o aparelho.

- A lâmpada piloto de intensidade 1 acende.






Nota: O aparelho sempre seleciona automaticamente a definição de intensidade mais baixa da luz. Consulte a seção “Intensidade da luz” no capítulo “Preparação para o uso” para determinar a intensidade adequada da luz.


- 5 Para ajustar a definição de intensidade da luz, pressione o botão liga/desliga uma ou mais vezes, até atingir a definição necessária. A luz indicadora de intensidade correspondente acenderá.
- 6 Coloque o aparelho em ângulo de 90° na pele de modo que o bocal esteja em contato com a pele. Pressione o aparelho firmemente sobre a pele para garantir seu contato.

Dica: Para tornar o uso mais fácil, estique a área de pele que você quer tratar.


- O aparelho automaticamente executa uma análise do tom de pele.

- Quando a luz “pronto para uso” na parte de trás do aparelho acender em branco, sua pele está adequada para tratamento com o aparelho e você pode prosseguir:






- Quando a luz “pronto para uso” primeiro piscar em laranja e, em seguida, ficar em laranja continuamente, sua pele não está adequada para tratamento com o aparelho e ele é desativado. Você talvez possa utilizar o Philips Lumea Essencial em partes do corpo menos bronzeadas ou naturalmente mais claras. Se isto não funcionar, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.



7 Pressione o botão de emissão de flash para emitir um flash.

Nota: A luz visível produzida pelo aparelho é a reflexão do flash na pele e é inofensiva aos seus olhos. Não é necessário usar óculos de proteção durante uso. Para diminuir a percepção do brilho do flash, utilize o aparelho em um lugar bem iluminado.

8 Solte o botão de emissão de flash assim que o aparelho emitir um flash de luz.



- ▶ A luz ‘pronto para uso’ começa a piscar em branco para indicar que o aparelho está pronto para emitir um flash.
- ▶ Quando o aparelho estiver pronto para emitir um flash, a luz ‘pronto para uso’ fica acesa na cor branca continuamente.

9 Deslize o aparelho sobre a pele até a próxima área a ser tratada. Enquanto estiver se sentindo confortável (sem dor), aumente um nível de ajuste ainda dentro da faixa recomendada ao seu tipo de pele e acione um flash para cada ajuste. **Não aplique mais de um flash sobre o mesmo ponto.**

10 Ao terminar o tratamento, pressione e segure o botão liga/desliga durante 2 segundos e desligue o aparelho.

11 Após fazer o teste de pele, aguarde 24 horas e verifique se sua pele sofreu alguma reação. Se sim, escolha o ajuste mais alto (que não causou reações dermatológicas durante o uso).

Uso subsequente

1 Antes de cada tratamento, limpe a janela de saída da luz, o exterior dos bocais, as armações metálicas dentro dos bocais e o vidro do filtro avermelhado dentro do bocal de precisão. Para obter mais informações, consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”.

2 Comece cada tratamento selecionando adequadamente a intensidade da luz, sempre se baseando na sensibilidade da sua pele e no conforto do tratamento. Consulte a seção “Intensidades recomendadas de luz” para escolher a definição correta para seu tipo de pele e cor dos pelos.

Sua pele pode reagir de diversas formas em diferentes situações/dias por vários motivos. Para obter mais informações, consulte o capítulo “Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas”.


- 3** Siga as etapas 2 - 7 da seção anterior ("Antes do primeiro uso e teste de pele").

Nota: É comum que o aparelho e o bocal esquentem durante o uso.

- 4** Deslize o aparelho sobre a pele até a próxima área a ser tratada e repita as etapas 5 e 6 da seção "Primeira utilização e teste de pele" neste capítulo. Após cada flash, o aparelho leva até 3,5 segundos para ficar pronto para o próximo flash. Na parte de trás do aparelho, a luz "pronto para uso" piscará novamente indicando uma nova carga. Antes de continuar, aguarde até que a luz fique acesa continuamente.

Dica: Para um tratamento mais eficiente, mantenha o botão de emissão de flash pressionado ao deslizar o aparelho sobre a pele.

Não repita o tratamento na mesma área durante uma sessão. Isso não torna o tratamento mais eficaz, e sim aumenta o risco de reações dermatológicas.



- 5** Para evitar áreas sem tratamento, verifique se os flashes de luz são produzidos com um curto intervalo de diferença. Observe que a luz de alto desempenho só é emitida na janela de saída de luz. No entanto, sempre se certifique de não aplicar o tratamento duas vezes na mesma área.
- 6** Ao terminar o tratamento, pressione e segure o botão liga/desliga durante 2 segundos e desligue o aparelho.
- 7** Verifique se há pelos ou sujeira na janela de saída de luz e nos bocais e limpe o aparelho após o uso (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").

Plano e eficácia do tratamento

O ciclo típico de crescimento total de um pelo pode levar de 18 a 24 meses. Durante esse período, várias sessões de tratamento com o Philips Lumea Essencial podem ser necessárias para realizar a remoção permanente dos pelos indesejados.

A eficácia da redução de pelos varia de pessoa para pessoa de acordo com a área do corpo, a cor do pelo e de como o Philips Lumea Essencial é utilizado.

Como obter os melhores resultados

- É comum que os pelos ainda estejam visíveis após os primeiros tratamentos (para obter mais informações, consulte o capítulo "Introdução", seção "Princípio de funcionamento").
- Para remover todos os pelos corretamente e evitar que a raiz do pelo nasça novamente, você deve repetir o tratamento a cada duas semanas pelos primeiros dois meses. Até lá, sua pele ficará macia e sem pelo algum. Consulte a seção "Etapa de manutenção" para saber como manter esses resultados.

Etapas de manutenção

- Para garantir que a pele fique sempre macia e sem pelos, recomenda-se repetir o tratamento a cada quatro a cinco semanas. O tempo entre os tratamentos pode variar dependendo da pessoa e das áreas do corpo em que o tratamento é realizado. Caso muitos pelos cresçam entre os tratamentos, basta diminuir novamente o intervalo entre os tratamentos. Não realize o tratamento na mesma área por até duas semanas. Ao usar o aparelho com mais frequência do que o recomendado, você não aumenta a eficácia do aparelho, mas sim o risco de reações dermatológicas.

Diretrizes para o tratamento

Tempo estimado para o tratamento

Área	Tempo aproximado do tratamento	Bocal recomendado
Axilas	1 minuto por axila	Bocal de precisão/bocal para o corpo
Virilha do biquíni	1 minuto por lateral	Bocal de precisão/bocal para o corpo
Virilha inteira	4 minutos	Bocal de precisão/bocal para o corpo
Meia-perna	8 minutos	Bocal para o corpo
Perna inteira	14 minutos	Bocal para o corpo
Buço/queixo/bochechas	1 minuto	Bocal de precisão

Nota: Os tempos estimados para o tratamento descritos acima foram observados durante testes e pesquisas. O tempo estimado para tratamentos individuais podem variar dependendo da pessoa.

Áreas em que o tratamento será realizado


O aparelho deve ser usado para tratar pelos indesejáveis no buço, queixo, bochechas, axilas, braços, barriga, virilhas, costas e pernas.

Uso do aparelho nas pernas

Consulte a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparação para o uso”, seção “Intensidade da luz”, para saber quais são os ajustes adequados para suas pernas.

- Conforme for mais conveniente, mova o aparelho para cima e para baixo, ou por toda a perna. Para manter contato total com a pele, você também pode apoiar o aparelho em sua pele.

Nota: Áreas com ossos mais expostos, como canelas e tornozelos são mais sensíveis que outras áreas do corpo. Ao exercer muita força nessas áreas com o aparelho, a pele pode ficar mais suscetível a reações dermatológicas, como irritações na pele e vermelhidão. Consulte o capítulo “Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas”. Pressione o bocal na pele o suficiente para ativar a luz ‘pronto para uso’, mas não pressione com muita força.



Uso do aparelho na virilha

Consulte a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparação para o uso”, seção “Intensidade da luz” para saber quais são os ajustes adequados para a virilha.

A princípio, o Philips Lumea Essencial é seguro e confortável para tratamentos em toda a virilha (por exemplo, para o estilo “brasileiro” ou “Hollywood”). Use um ajuste mais baixo em áreas mais escuras e sensíveis. Não use o aparelho nos pequenos lábios, na vagina ou no ânus. Homens não devem usar o aparelho no escroto.

Nota: Se você quer deixar algum pelo, verifique se o sensor de tom de pele não foi colocado sobre os pelos restantes durante o tratamento, pois isso pode fazer o aparelho bloquear.

Nota: Por razões de higiene, sempre limpe o bocal antes de tratar outra área do corpo (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”).

Uso do aparelho nas axilas

Consulte a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparação para o uso”, seção “Ajuste da intensidade de luz” para saber quais são os ajustes adequados para suas axilas.

Não se esqueça de remover desodorantes, perfumes, cremes ou outros produtos para cuidados de pele antes de realizar o tratamento.

Dica: Para obter resultados ideais nas axilas, fique em frente a um espelho para visualizar bem a área a ser tratada e a luz ‘pronto para uso’. Levante o braço e coloque a mão na nuca para esticar a pele na área das axilas.

Nota: A luz refletida não é prejudicial aos olhos. Caso a luz emitida o incomode, feche os olhos durante a emissão do flash de luz.


Uso do aparelho no rosto (búço, queixo e bochechas)

Consulte a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparação para o uso”, seção “Ajuste da intensidade de luz” para saber quais são os ajustes adequados para seu rosto (búço, queixo e bochechas). Para tratar búço, queixo e bochechas, sempre use apenas o **bocal de precisão**. Nunca use o aparelho ao redor dos olhos ou próximo às sobrancelhas. Ao realizar o tratamento no búço, no queixo ou nas bochechas, tenha cuidado para não expor o rosto à luz solar nas 24 horas após o tratamento. Aplique um protetor solar (FPS 30+) após o tratamento durante as duas semanas seguintes ao expor o rosto à luz solar direta.

Cuidado: Ao tratar a área acima do búço, tome cuidado para não aplicar no lábio.

Dica: Aplique uma camada grossa de delineador branco nos lábios e no contorno dos lábios. Essa virilha branca garante que a energia do flash de luz seja refletida e não toque no seu lábio, mesmo que acidentalmente. Use apenas um delineador branco. Qualquer outra cor absorve a luz e pode causar irritações na pele.

Dica: Para obter os resultados esperados na região do búço, do queixo e das bochechas, fique em frente a um espelho para visualizar bem a área a ser tratada e a luz ‘pronto para uso’.



Dica: Devido aos contornos da mandíbula, talvez seja difícil colocar o sistema de segurança integrado em contato total com a pele para emitir o flash de luz. Coloque sua língua entre os dentes e o buço ou infle as bochechas para facilitar o tratamento.

Dica: A luz refletida não é prejudicial aos olhos. Caso a luz emitida o incomode, feche os olhos durante a emissão do flash de luz.

Limpeza e manutenção

Para garantir os melhores resultados e vida útil longa do aparelho, limpe-o após o uso e, se necessário, durante o tratamento. O aparelho perderá a eficiência se você não limpá-lo corretamente.

Não limpe o aparelho ou as peças em água corrente nem coloque na lava-louças.

Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, como querosene ou acetona, para limpar o aparelho.

Não arranhe a janela de saída da luz ou a armação metálica dentro do bocal para o corpo.

Nota: Pare de usar o aparelho quando não for mais possível limpar a janela de saída de luz ou os bocais.

- 1** Desligue o aparelho, desconecte-o da tomada e deixe esfriar.

Nota: A janela de saída de luz esquenta durante o uso. Deixe-a esfriar antes de limpar o aparelho.

- 2** Para remover o bocal, segure firme nas saliências na parte de cima e de baixo, e puxe suavemente.
- 3** Se necessário, limpe a parte externa do aparelho com o pano de limpeza fornecido com o aparelho.
- 4** Umedeça o pano macio fornecido com algumas gotas de água e use-o para limpar as seguintes peças:
 - janela de saída de luz
 - superfície externa dos bocais
 - armações metálicas dos bocais
 - o vidro avermelhado do filtro, dentro do bocal de precisão



Cuidado para que os contatos eletrônicos não fiquem molhados.

Nota: Caso só água não seja o suficiente, use um pouco de álcool para limpar as peças mencionadas acima.

Nota: Limpe o aparelho antes e depois de cada uso e, se necessário, durante o tratamento, seguindo as instruções contidas nesta seção.

Armazenamento

- 1** Desligue o aparelho, desconecte-o da tomada e deixe esfriar.
- 2** Limpe o aparelho antes de guardá-lo.



- 3** Guarde o aparelho e os bocais dentro do estojo fornecido e a uma temperatura entre -20°C e $+70^{\circ}\text{C}$.

Dica: Recomendamos que você guarde o guia de início rápido no estojo para referência futura.

Compra de bocais

Para comprar bocais ou peças avulsas, acesse

www.shop.philips.com/service ou dirija-se até um revendedor Philips. Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips em seu país (veja o folheto de garantia mundial para obter os detalhes de contato).

Peças sobressalentes

As seguintes peças de substituição estão disponíveis:

- Bocal para o corpo (número do modelo 4222.100.1629)
- Bocal de precisão (número do modelo 4222.100.1630)
- Adaptador
- Pano para limpeza
- Estojo

Meio ambiente



- Não descarte o aparelho no lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o até um posto de coleta oficial para que ele possa ser reciclado. Dessa forma, você estará ajudando a preservar o meio ambiente.

Garantia e suporte

Caso você precise de informações ou suporte, visite o site

www.philips.com/support ou leia o folheto de garantia mundial à parte.

Especificações técnicas

Modelo SC1996

Taxa de tensão	100 V - 240 V
Taxa de frequência	50 Hz - 60 Hz
Taxa de entrada	36 W
Proteção contra choque elétrico	Classe II 
Avaliação da proteção	IP 30 (EN 60529)
Condições de funcionamento	Temperatura: $+15^{\circ}\text{C}$ a $+35^{\circ}\text{C}$
	Umidade relativa: 30% a 95%

Modelo SC1996

Condições de armazenamento	Temperatura: -20° C a 70° C
----------------------------	-----------------------------

Umidade relativa: 5% a 95%

Espectro do bocal para o corpo	>500 nm
--------------------------------	---------

Espectro do bocal de precisão	> 600 nm
-------------------------------	----------

Adaptador**Modelo: S036NU2400150**

Classificação	100-240 V, 50/60 Hz, 100 mA
---------------	-----------------------------

Proteção contra choque elétrico	Fonte de alimentação listada como Classe 2
---------------------------------	--

Aparelho não recomendado ao uso na presença de anestésicos inflamáveis com o ar, oxigênio e óxido nitroso.

Condições ambientais de transporte e armazenamento: temperatura e umidade ambiente.

Modo de operação contínua com carga intermitente.



- Não expor a umidade excessiva ou chuva.



- Tipo de proteção contra choque elétrico: Parte aplicada de tipo BF.



- Aparelho frágil.

Solução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem ser encontrados durante o uso do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse www.philips.com/support para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema	Possível causa	Solução
O adaptador/aparelho aquece durante o carregamento.	Isso é comum.	Nenhuma ação é necessária.
Liguei o aparelho, mas não consigo aumentar ou diminuir a intensidade da luz.	O aparelho deve ser reiniciado.	Para reiniciar o aparelho, desligue-o e ligue novamente. Caso você não consiga ajustar a intensidade da luz, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, um representante ou uma assistência técnica Philips.
A luz 'pronto para uso' não acende quando coloco o aparelho sobre a pele.	Você não colocou o aparelho adequadamente sobre a pele.	Coloque o aparelho em um ângulo de 90° sobre a pele de modo que os 4 lados do sistema de segurança integrado toquem na pele. Então, verifique se a luz "pronto para uso" fica acesa na cor branca e pressione o botão de emissão de flash. Caso isso não funcione, posicione o aparelho em uma área do corpo que seja fácil estabelecer contato total com a pele, como por exemplo, o antebraço. Em seguida, verifique se a luz "pronto para uso" está funcionando. Caso a luz "pronto para uso" não pisque ao colocar o aparelho sobre a pele, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país, com um representante ou uma assistência técnica Philips.
Ao colocar o aparelho na pele, a luz "pronto para uso" inicialmente pisca em laranja e, em seguida, fica laranja, e o aparelho não emite flash.	A pele que você está tentando tratar é muito escura.	Para evitar que sua pele desenvolva efeitos colaterais, o aparelho não funciona se a pele estiver muito escura. Você pode utilizar o sistema Philips Lumea Essencial em partes do corpo mais claras. Caso isso não funcione também, contate a Central de Atendimento ao Cliente no seu país, o seu representante Philips ou uma assistência técnica Philips.
A luz 'pronto para uso' não funciona quando coloco o bocal sobre a pele, mas o ventilador de esfriamento funciona.	A proteção contra superaquecimento foi ativada.	Se a proteção contra superaquecimento tiver sido ativada, o ventilador continuará funcionando. Não desligue o aparelho e deixe-o esfriar por cerca de 15 minutos antes de continuar utilizando. Após 5 minutos, o aparelho desligará automaticamente. Então, deixe-o esfriar por mais 10 minutos. Se a luz "pronto para uso" continuar sem acender ao colocar o aparelho sobre a pele, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, com o representante ou com a assistência técnica Philips.

Problema	Possível causa	Solução
A luz indicadora de que o flash está pronto para ser emitido está acesa, mas o aparelho não emite nenhum flash quando pressiono o botão adequado.	O aparelho deve ser reiniciado.	Para reiniciar o aparelho, desligue-o e ligue novamente. Caso a luz indicadora de que o flash está pronto para ser emitido estiver acesa, mas o aparelho continua sem emitir um flash ao pressionar o botão adequado, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país, um representante ou uma assistência técnica Philips.
A lâmpada piloto de intensidade 1 continua a piscar e eu não consigo alterar o ajuste.	O bocal não está colocado corretamente no aparelho.	Coloque o bocal adequadamente no aparelho.
Todas as luzes de intensidade acendem alternadamente.	O aparelho deve ser reiniciado.	Para reiniciar o aparelho, desligue-o e ligue novamente. Caso as luzes de intensidade continuem a acender alternadamente, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, um representante ou uma assistência técnica Philips.
Todas as luzes de intensidade piscam simultaneamente.	O aparelho está com defeito.	Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, um representante ou uma assistência técnica Philips.
O aparelho produz um odor estranho.	O aparelho e/ou o vidro do filtro está sujo.	Limpe cuidadosamente o bocal e a janela de saída da luz. Caso não consiga limpar o bocal adequadamente, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, com o representante ou com uma assistência técnica Philips para substituí-lo.
	Você não raspou corretamente a área em que o tratamento será realizado.	Se houver pelos na área em que o tratamento será realizado, eles poderão ser queimados, produzindo um odor. Raspe bem a área a ser tratada antes de usar o aparelho. Caso a depilação com lâmina cause irritação na pele, apare bem os pelos e use um ajuste confortável do Lumea Essential.
	Você guardou o aparelho em um ambiente sujo.	Limpe o aparelho e os bocais (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
A pele fica mais sensível do que o normal durante o tratamento.	A intensidade de luz usada está muito alta.	Verifique se você selecionou a intensidade de luz correta. Se necessário, selecione uma intensidade de luz mais baixa.
	Você não raspou as áreas em que o tratamento será realizado.	Raspe as áreas em que o tratamento será realizado antes de usar o aparelho. Caso a depilação com lâmina cause irritação na pele, apare bem os pelos e use um ajuste confortável do Lumea Essential.

Problema	Possível causa	Solução
	A janela de saída de luz está quebrada.	Se a janela de saída de luz estiver quebrada, não utilize o aparelho para evitar o risco de reações dermatológicas. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, representante ou assistência técnica Philips.
Eu sinto muito desconforto durante o uso do aparelho.	Você não raspou as áreas em que o tratamento será realizado.	Raspe as áreas em que o tratamento será realizado antes de usar o aparelho. Caso a depilação com lâmina cause irritação na pele, apare bem os pelos e use um ajuste confortável do Lumea Essential.
	Você realizou o tratamento em uma área em que o aparelho não pode ser usado.	Você não deve utilizar o aparelho nos pequenos lábios, na vagina, no ânus, nos mamilos e nas aréolas. Os homens não devem utilizá-lo no rosto e no escroto. Os pelos faciais dos homens são diferente dos das mulheres, e o bocal de precisão foi projetado somente para o tratamento de pelos faciais femininos.
	Você usou uma intensidade de luz alta demais.	Reduza a intensidade da luz a um nível confortável. Consulte o capítulo “Preparação para o uso”, seção “Intensidade de luz”.
	A janela de saída da luz do bocal de corpo, ou o vidro do filtro do bocal de precisão, estão quebrados.	Se a janela de saída da luz do bocal para o corpo ou o vidro do filtro do bocal de precisão estiverem quebrados, não volte a utilizar o aparelho com os bocais. Dirija-se ao seu revendedor ou a uma assistência técnica Philips ou contate a Central de Atendimento ao Cliente para que o bocal seja substituído.
As áreas em que o tratamento é realizado ficam vermelhas após o tratamento.	É normal que a pele apresente uma leve vermelhidão, que não é prejudicial e desaparece rapidamente.	Nenhuma ação é necessária.
A reação dermatológica após o tratamento está durando mais do que o normal.	Você usou uma intensidade de luz alta demais.	Selecione uma intensidade de luz mais baixa na próxima vez. Consulte o capítulo “Preparação para o uso”, seção “Intensidade da luz”. Se a reação da pele durar mais que 3 dias, consulte um médico.
Os resultados de redução dos pelos não são satisfatórios.	Você usou uma intensidade de luz baixa demais.	Faça um teste de pele para determinar se você pode usar uma intensidade da luz mais alta (consulte o capítulo “Utilização do aparelho”, seção “Primeira utilização e teste de pele”).
	Talvez você não tenha feito sobreposições o suficiente ao usar o aparelho.	Para resultados de redução mais eficazes, você deve fazer sobreposições durante o uso do aparelho. Consulte o capítulo “Utilização do aparelho”, seção “Uso subsequente”, etapa 4.

Problema	Possível causa	Solução
	Você não usa o aparelho com tanta frequência conforme recomendado.	Para remover corretamente todos os pelos e evitar que a raiz nasça novamente, você deve repetir os tratamentos a cada duas semanas pelos dois primeiros meses. Para que a pele esteja sempre macia, repita o tratamento a cada quatro a seis semanas. O tempo dos tratamentos pode variar dependendo da pessoa e das áreas em que o tratamento é realizado. Caso muitos pelos cresçam entre os tratamentos, basta diminuir novamente o intervalo entre os tratamentos. Não realize o tratamento na mesma área por até duas semanas. Ao usar o aparelho com mais frequência do que o recomendado, você não aumenta a eficácia do aparelho, mas sim o risco de reações dermatológicas.
	Você responde mais lentamente ao tratamento por IPL do que a média dos usuários.	Continue usando o aparelho por pelo menos 6 meses, pois o crescimento de novos pelos ainda pode diminuir durante este período. Também leve em consideração as outras soluções para este problema.
	O aparelho não é adequado para a sua cor de pele ou dos pelos.	Não utilize o aparelho se o pelo do seu corpo for louro claro, vermelho, cinzento ou branco. Também não utilize o aparelho se a sua pele for escura. Consulte a tabela de cores do pelo e da pele na Guia de início rápido.
Os pelos começam a crescer novamente nas mesmas áreas em que o tratamento foi realizado.	Talvez você não tenha feito sobreposições o suficiente ao usar o aparelho.	Para resultados de redução mais eficazes, você deve fazer sobreposições durante o uso do aparelho. Consulte o capítulo "Utilização do aparelho", seção "Uso subsequente", etapa 4.
	Os pelos começam a crescer novamente como parte do ciclo natural do crescimento de pelos.	Isso é normal. Isso é parte do ciclo natural do crescimento dos pelos. No entanto, os pelos que crescem novamente tendem a ser mais macios e finos.
O aparelho parou de funcionar.	O aparelho está com defeito.	Entre em contato o com a Central de Atendimento ao Cliente, um representante ou uma assistência técnica Philips.

Compatibilidade Eletromagnética

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE E ORIENTAÇÃO - EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS		
A família de aparelhos IPL SC19xx (Lumea Comfort/Lumea Essential) é para utilização em qualquer ambiente eletromagnético, tal como descrito abaixo. O proprietário ou operador destes dispositivos é responsável pela sua utilização no ambiente, tal como estipulado.		
Emissão RF	CISPR 14 – em conformidade	A família de aparelhos IPL SC19xx (Lumea Comfort/Lumea Essential) é destinada para uso doméstico (ambiente não controlado)
Emissões Harmônicas IEC 61000-3-3	Aprovado	
Flutuações de tensão e Flicker IEC 61000-3-2	Aprovado	

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE E ORIENTAÇÃO – IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA			
A família de aparelhos IPL SC19xx (Lumea Comfort/Lumea Essential) são para utilização em qualquer ambiente eletromagnético, tal como descrito abaixo. O proprietário ou operador destes dispositivos é responsável pela sua utilização no ambiente, tal como estipulado.			
Ensaio de imunidade	Nível de ensaio da IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético – orientação
Descarga eletrostática (IEC 61000-4-2)	± 6 kV – contato	4kV contato	O piso deveria ser de madeira, concreto ou cerâmico. Se o piso é coberto com material sintético, a umidade relativa do ar deveria ser pelo menos 30 %.
	± 8 kV – ar	8kV ar	
Transientes rápidos / Rajadas (IEC 61000-4-4)	± 2 kV linha de alimentação	0.5 kV	A qualidade da rede elétrica deveria ser aquela de um ambiente tipicamente comum.
	± 1 kV linha de entrada e saída de sinal	1kV	
Surto (IEC 61000-4-5)	± 1 kV modo diferencial	1 kV	
	± 2 kV modo comum	2 kV	
Quedas de tensão, Interrupções curtas e variações de tensão na Alimentação elétrica. (IEC 61000-4-11)	<5% Ut (>95% queda em Ut) por 0,5 ciclo	Não aplicável	
	40% Ut (60% queda em Ut) por 5 ciclos	40%-200ms	
	70% Ut (30% queda em Ut) por 25 ciclos	70%-500ms	
	<5% Ut (>95% queda em Ut) por 5 s	0%-10ms	
Campo magnético da frequência da rede elétrica (50/60 Hz) (IEC 61000-4-8)	3 A/m	Não aplicável	Os campos magnéticos das frequências de rede deveriam ser níveis característicos de ambientes tipicamente comuns.
RF Conduzido (IEC 61000-4-6)	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	Não aplicável. Aparelho categoria II	Comunicações RF portáteis e móveis não deveriam ser usados mais perto de qualquer parte do aparelho IPL SC19xx (Lumea Comfort/Lumea Essential) do que a distância de separação recomendada calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de separação recomendada: d = 1,17. P 80 MHz a 800 MHz d = 2,3. P 800 MHz a 2,5 GHz Onde P é a saída máxima do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, e d é a distância de separação em metros (m). O campo gerado por transmissores RF fixos, tal como determinado por um estudo do campo eletromagnético em local a que deve ser menor do que o nível de conformidade em cada faixa de frequência b.
RF Irradiado (IEC 61000-4-3)	3 V/m 80 MHz a 2.5 GHz	Não aplicável. Aparelho categoria II	
NOTA 1: na faixa de 80 MHz e 800 MHz, se aplica a maior frequência da faixa.			
NOTA 2: este procedimento pode não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada por absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			
NOTA a. A intensidade de campos gerados por transmissores fixos, tais como estações de rádio base para telefones (celular/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádios amadores, estações de radiodifusão AM, FM e TV não podem ser teoricamente prognosticadas com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, um estudo do campo eletromagnético no local deveria ser considerado. Se a intensidade do campo medido no local no qual o aparelho SC19xx (Lumea Comfort/Lumea Essential) Lumea é usado exceder o nível de conformidade acima, o aparelho SC19xx (Lumea Comfort/Lumea Essential) deverá ser observado para verificar se está operando normalmente. Se desempenho anormal é observado, medidas adicionais podem ser necessárias, tais como reorientação ou realocação do aparelho SC19xx (Lumea Comfort/Lumea Essential) ;			
NOTA b. Acima da escala de frequência de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade de campo deveria ser menor que 3 V/m.			

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis e o SC19xx (Lumea Comfort/Lumea Essential) .			
O aparelho SC19xx (Lumea Comfort/Lumea Essential) é destinado para uso em um ambiente eletromagnético no qual distúrbios de RF são controlados. O proprietário ou o operador do aparelho SC19xx (Lumea Comfort/Lumea Essential) pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma mínima distância entre equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis (transmissores) e o aparelho SC19xx (Lumea Comfort/Lumea Essential) , como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.			
Máxima potência de saída declarada do transmissor (W)	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor		
	150 kHz a 80 MHz d = 1,17 P	80 MHz a 800 MHz d = 1,17 P	800 MHz a 2,5 GHz d = 2,3 P
0.01	N/A	N/A	N/A
0.1	N/A	N/A	N/A
1	N/A	N/A	N/A
10	N/A	N/A	N/A
100	N/A	N/A	N/A
Para transmissores com a potência máxima de saída declarada não-listada acima, a distância de separação recomendada (d em metros) pode ser determinada usando a equação aplicável à frequência do transmissor; onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do mesmo.			
NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a frequência mais alta.			
NOTA 2: esse procedimento pode se aplicar em todas situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			



www.philips.com



4222.100.3116.2