


A woman with long brown hair, wearing white lace-trimmed underwear, is lying on her side on a white bed. She is smiling and looking towards the camera. The background is a light blue wall.



Guia de **Iniciação**  
Rápido

**PHILIPS**  
sense and simplicity



## Descrição geral

- A Janela de saída da luz com filtro UV integrado
- B Anexos
  - 1 - Acessório corporal (adequado para todas as zonas do corpo abaixo do pescoço)
  - 2 - Acessório de precisão (adequado para todas as zonas do corpo, incluindo buço, queixo e patilhas)
- C Estrutura metálica dentro do acessório
- D Sistema de segurança (anel de segurança com interruptores de contacto)
- E Botão de luz pulsada
- F Luzes de intensidade (1 - 5)
- G ▲ Botão de aumento de intensidade
- H ▼ Botão de redução de intensidade
- I Luz indicadora de carga e de bateria fraca
- J Botão de ligar/desligar
- K Luz "Pronto para pulsar"
- L Tomada do aparelho
- M Saídas de ar



## Introdução

### Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips!

A remoção de pêlos com base na luz é um dos métodos mais eficazes para eliminar pêlos indesejados com resultados mais duradouros. Pode utilizar confortavelmente esta tecnologia inovadora de prevenção de crescimento do pêlo com base na luz na privacidade da sua casa, quando e onde quiser.

O sistema Philips Lumea de Precisão permite o tratamento de pêlos indesejados em todo o corpo, incluindo o rosto (buço, queixo e patilhas), utilizando dois acessórios adaptados.

O sistema de depilação Philips Lumea de Precisão aplica suaves impulsos de luz no pêlo e na raiz do pêlo por baixo da pele. Como consequência, o pêlo cai naturalmente no prazo de 2 semanas e o crescimento é inibido. Descubra mais acerca do sistema de depilação por luz pulsada Philips Lumea de Precisão ou registe o seu produto em [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea).

## Antes de utilizar

### 1 Tenha em atenção!

Este aparelho não é apropriado para todas as pessoas. Este Guia de iniciação rápida não substitui o manual do utilizador. Para se assegurar de que o sistema de depilação Philips Lumea de Precisão é adequado e seguro para si, **leia atentamente o manual do utilizador antes da primeira utilização.**

### 2 Tabela das intensidades de luz recomendadas:

Consulte a tabela abaixo para determinar as intensidades de luz mais adequadas ao seu tom de pele e cor do pêlo e para verificar se este método é indicado para si. O método é mais eficaz em intensidades mais altas; no entanto, deve reduzir a intensidade da luz se sentir dor ou desconforto. O impulso de luz pode provocar calor na pele, mas nunca deve provocar dor.



### 3 Consulte as “Contra-indicações” no manual do utilizador; algumas medicações e alguns estados de saúde podem causar reacções adversas em caso de utilização do aparelho.



**Nota** – Todos os tipos de bronzear podem influenciar a segurança do tratamento. Depois de se bronzear, aguarde, no mínimo, 48 horas antes de utilizar o aparelho. Não utilize o sistema Philips Lumea de Precisão em zonas do corpo com queimaduras solares. Consulte a secção “Conselhos de bronzear” no manual do utilizador para obter mais informações.


## Intensidades de luz recomendadas (1 - 5)

		Tom de pele					
		Branca (leitosa)	Branca	Morena Clara	Morena média	Morena escura	Negra acastanhada e negra
✖ Este produto não é adequado nem seguro para a sua cor de pele e / ou cabelos							
Cor de pêlo do corpo	Branco/grisalho	✖	✖	✖	✖	✖	✖
	Ruivo	✖	✖	✖	✖	✖	✖
	Louro claro	✖	✖	✖	✖	✖	✖
	Louro escuro / castanho claro	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	✖
	Castanho	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	✖
	Castanho escuro	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	✖
	Preto	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	✖





## Preparar para a utilização

- 1 Carregue o aparelho.
- 2 Corte o pêlo com uma lâmina nas zonas que pretende tratar.
- 3 Efectue um teste de pele: escolha uma área próxima da área a tratar. Aplique um impulso de luz (consulte os passos 4 a 7, abaixo) na intensidade mais baixa recomendada para o seu tom de pele. Aumente um nível da regulação dentro do intervalo recomendado para o seu tom de pele. Depois do teste, aguarde 24 horas e verifique se há reacções da pele. Se houver, para as utilizações seguintes, escolha a regulação mais elevada que não tiver provocado reacções na pele.




## Utilizar o aparelho

- 1 Verifique se os acessórios e a janela de saída da luz apresentam sujidade, pêlos ou fibras. Se houver qualquer sujidade, limpe com o pano fornecido.
- 2 Selecção do acessório correcto
  - > **Acessório para o corpo**  
O acessório corporal pode ser utilizado para tratar pêlos corporais indesejados em todas as zonas do corpo abaixo da linha do pescoço (para as excepções, consulte o capítulo “Importante”, secção “Contra-indicações”). Não utilize o acessório corporal no rosto.
  - > **Acessório de precisão**  
O acessório de precisão inclui um filtro de luz extra integrado e pode ser utilizado para tratar pêlos faciais indesejados no buço, queixo e patilhas. Este também pode ser utilizado noutras áreas sensíveis do corpo, como as axilas e a linha do biquíni ou áreas difíceis de alcançar.




- 3 Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho.


- 4 Prima o botão de aumentar/reduzir intensidade para cima ou para baixo para alterar a intensidade (de 1 a 5).




- 5 Coloque o aparelho sobre a pele num ângulo de 90° para que o acessório e o anel de segurança fiquem em contacto com a pele.



- 6 Prima o anel de segurança totalmente na pele com uma ligeira pressão. Quando todos os interruptores de contacto do aparelho estiverem em contacto com a pele, a luz “pronto a pulsar”, na parte posterior do aparelho, acende a verde.



- 7 Prima o botão de impulso para libertar um impulso de luz. Depois de o aparelho ter pulsado, solte o botão de impulso. Para o próximo impulso, repita os passos 5, 6 e 7. Não aplique vários impulsos exactamente no mesmo local. Certifique-se de que levanta o aparelho da pele antes de cada impulso.




- 8 Para evitar zonas não tratadas, certifique-se de que existe alguma sobreposição da zona tratada previamente ao colocar o aparelho na pele.
- 9 Desligue o aparelho depois de ter concluído o tratamento.
- 10 Se houver qualquer sujidade no acessório e/ou na janela de saída da luz, limpe-os antes de guardar o aparelho no estojo. Se necessário, humedeça o pano fornecido com água ou álcool de percentagem elevada para efectuar a limpeza. Consulte o capítulo “Limpeza e manutenção” no manual do utilizador para obter mais informações.





## Pós-tratamento

Aguarde, no mínimo, 24 horas ou até a vermelhidão desaparecer totalmente antes de expor as áreas tratadas ao sol. Nas duas semanas posteriores ao tratamento, cubra as áreas tratadas antes de se expor ao sol ou utilize um protector solar total (SPF 30+).



## Como obter os melhores resultados

Para remover todos os pêlos com sucesso e evitar a reactivação do folículo do pêlo, os tratamentos têm de ser repetidos de duas em duas semanas durante os dois primeiros meses (tratamentos mais frequentes não levam a resultados mais rápidos ou melhores).



A sua pele ficará suave e sem pêlos. Para garantir que a sua pele se mantém suave e sem pêlos, basta repetir o tratamento a cada 4-6 semanas.

O tempo entre tratamentos pode variar consoante o crescimento do pêlo, que pode ser variável e depende dos seus padrões pessoais. Também pode variar entre as diferentes áreas do corpo.

Se voltarem a crescer demasiados pêlos durante estes intervalos, basta reduzir novamente o intervalo entre os tratamentos.

Para um tratamento eficaz, corte os pêlos da zona a tratar antes de utilizar o aparelho enquanto verificar algum crescimento do pêlo, o que normalmente acontece nos primeiros tratamentos.

## Tempo médio de tratamento e acessório recomendado por zona do corpo:

Zona	Tempo de tratamento aproximado	Acessório recomendado
Buço / queixo / patilhas	1 minuto	Acessório de precisão
Axilas	1,5 minutos por axila	Acessório corporal/de precisão
Linha do biquíni	1,5 minutos por linha do biquíni	Acessório corporal/de precisão
Toda a zona do biquíni	5 minutos	Acessório corporal/de precisão
Uma perna abaixo do joelho	12 minutos	Acessório corporal
Uma perna inteira	20 minutos	Acessório corporal

## Monitorize os seus passos para uma suavidade diária!

Tratamento n.º	Data	Zona do corpo	Data próximo tratamento	Regulação utilizada	Notas





©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

Document order number: 4203 000 6812.1