



PHILIPS

Lumea

SC1994, SC1997,
SC1998, SC1999








SC1994 (2a)
SC1997 (2a, 2b)
SC1998 (2a, 2b, 2c)
SC1999 (2a, 2b, 2c)

Πίνακας τόνων δέρματος



Πίνακας χρώματος τριχών



Ελληνικά **6**

Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στον κόσμο της ομορφιάς του Lumea! Απέχετε μόλις λίγες εβδομάδες από το μεταξένιο δέρμα.

Το Philips Lumea χρησιμοποιεί την τεχνολογία Έντονου Παλμικού Φωτός (IPL), που είναι γνωστή ως μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για να αποτρέψετε διαρκώς την εκ νέου ανάπτυξη των τριχών. Σε στενή συνεργασία με εξειδικευμένους δερματολόγους, προσαρμόσαμε αυτήν την τεχνολογία που βασίζεται στο φως, που αρχικά χρησιμοποιούνταν σε επαγγελματικά κέντρα αισθητικής, για εύκολη και αποτελεσματική χρήση στην ασφάλεια του σπιτιού σας. Το Philips Lumea είναι απαλό και προσφέρει πρακτική και αποτελεσματική αποτρίχωση σε ένταση φωτός που βρίσκετε άνετη. Οι ανεπιθύμητες τρίχες ανήκουν επιτέλους στο παρελθόν. Απολαύστε την αίσθηση της απαλλαγής σας από τις τρίχες και την εμφάνιση και την αίσθηση ομορφιάς καθημερινά.

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/lumea για να βρείτε τις συμβουλές των ειδικών μας, εκπαιδευτικά βίντεο και Συχνές ερωτήσεις και να αξιοποιήσετε στο μέγιστο βαθμό το Lumea.

Επισκόπηση συσκευής (Εικ. 1)

- 1 Παράθυρο εξόδου φωτισμού με ενσωματωμένο φίλτρο UV
- 2 Εξαρτήματα
 - a Εξάρτημα σώματος
 - b Εξάρτημα προσώπου (SC1997, SC1998 και SC1999)
 - c Εξάρτημα για μπικίνι (SC1998, SC1999)
- 3 Ανακλαστήρας στο εσωτερικό του εξαρτήματος
- 4 Ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας
- 5 Αισθητήρας τόνου δέρματος
- 6 Ηλεκτρονικές επαφές
- 7 Κουμπί εκπομπής
- 8 Άνοιγμα για ηλεκτρονικές επαφές
- 9 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 10 Λυχνίες επιπέδου έντασης (1 -5)
- 11 Λυχνία «ετοιμότητας εκπομπής»
- 12 Οπές εξαερισμού
- 13 Υποδοχή συσκευής
- 14 Τροφοδότης
- 15 Μικρό βύσμα
- 16 Θήκη (δεν απεικονίζεται)

Ποιος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το Lumea; Αντενδείξεις

Γενική κατάσταση

- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ τη συσκευή, εάν έχετε δέρμα τύπου V ή VI (καίγεστε από την ήλιο σπάνια ή ποτέ, έχετε πολύ σκούρο μαύρισμα). Σε αυτήν την περίπτωση, διατρέχετε υψηλό κίνδυνο να εκδηλώσετε αντιδράσεις του δέρματος, όπως υπερμελάγχρωση και υπομελάγχρωση, έντονη ερυθρότητα ή εγκαύματα.

Σημείωση: Για να ελέγξετε αν ενδείκνυται η χρήση της συσκευής με βάση τον τύπο του δέρματός σας, συμβουλευτείτε τον πίνακα 2 που υποδεικνύει τους τόνους του δέρματος στην αναδιπλούμενη σελίδα.



- Μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση τη συσκευή, εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, καθώς η συσκευή δεν έχει δοκιμαστεί σε εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ τη συσκευή, εάν έχετε ενεργά εμφυτεύματα, όπως βηματοδότη, νευροδιεγέρτη, αντλία ινσουλίνης κ.λπ.

Φαρμακευτική αγωγή/Ιστορικό

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν λαμβάνετε οποιοδήποτε από τα φάρμακα που αναφέρονται παρακάτω:

- Εάν στο δέρμα σας εφαρμόζεται τώρα ή έχει εφαρμοστεί πρόσφατα την τελευταία εβδομάδα αγωγή με άλφα-υδροξυοξέα (AHA), βήτα-υδροξυοξέα (BHA), τοπική εφαρμογή ιστοτρετινοΐνης και αζελαϊκού οξέος.
- Εάν έχετε λάβει οποιαδήποτε μορφή ιστοτρετινοΐνης Accutane ή Roaccutane τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτή η αποτρίχωση μπορεί να καταστήσει το δέρμα πιο ευάλωτο σε σχισίματα, πληγές και ερεθισμούς.

- Εάν λαμβάνετε παράγοντες ή φάρμακα φωτοευαισθησίας, ελέγξτε το ένθετο της συσκευασίας της φαρμακευτικής αγωγής σας και μη χρησιμοποιήσετε ποτέ τη συσκευή, εάν αναφέρεται ότι μπορεί να προκαλέσει φωτοαλλεργικές αντιδράσεις, φωτοτοξικές αντιδράσεις ή εάν πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια λήψης αυτού του φαρμάκου.
- Εάν προσλαμβάνετε αντιθρομβωτικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της έντονης χρήσης ασπιρίνης, με τρόπο που δεν επιτρέπει την απομάκρυνση της ουσίας σε ελάχιστη περίοδο 1 εβδομάδας πριν από την αποτρίχωση.

Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ τη συσκευή:

- Εάν έχετε υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία μέσα στους τελευταίους 3 μήνες.
- Εάν λαμβάνετε παυσίπονα που μειώνουν την ευαισθησία του δέρματος στη θερμότητα.
- Εάν ακολουθείτε ανοσοκατασταλτική αγωγή.
- Εάν έχετε χειρουργηθεί στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η αποτρίχωση κατά τις τελευταίες 3 εβδομάδες.

Παθολογικές καταστάσεις/Διαταραχές

Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ τη συσκευή:

- Εάν πάσχετε από διαβήτη ή άλλες συστηματικές ή μεταβολικές ασθένειες.
- Εάν πάσχετε από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
- Εάν πάσχετε από ασθένεια που συνδέεται με τη φωτοευαισθησία, όπως πολυμορφικό εξάνθημα από το φως (PMLE), ηλιακή κνίδωση, πορφυρία κ.λπ.

- Εάν έχετε ιστορικό διαταραχής κολλαγόνου, συμπεριλαμβανομένου ιστορικού σχηματισμού χηλοειδών ουλών ή ιστορικού αργής επούλωσης πληγών.
- Εάν πάσχετε από επιληψία με φωτοευαισθησία.
- Εάν το δέρμα σας είναι ευαίσθητο στο φως και αναπτύσσει εύκολα εξάνθημα ή αλλεργική αντίδραση.
- Εάν πάσχετε από κάποια δερματική ασθένεια, όπως ενεργό καρκίνο του δέρματος, έχετε ιστορικό καρκίνου του δέρματος ή άλλου εντοπισμένου καρκίνου στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η αποτρίχωση.
- Εάν έχετε ιστορικό αγγειακής διαταραχής, όπως παρουσία κίρσων φλεβών ή αγγειακή εκστασία στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η αποτρίχωση.
- Εάν έχετε κάποια αιμορραγική νόσο.
- Εάν υπάρχει ιστορικό ανοσοκατασταλτικής ασθένειας (συμπεριλαμβανομένης μόλυνσης από τον ιό HIV ή AIDS).

Δερματικές παθήσεις

Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ τη συσκευή:

- Εάν πάσχετε από μολύνσεις, έκζεμα, εγκαύματα, φλεγμονές στους θύλακες των τριχών, ανοιχτές πληγές, αμυχές, απλό έρπητα (επιχείλιο), πληγές ή κακώσεις και αιματώματα στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η αποτρίχωση.
- Σε δέρμα ερεθισμένο (κόκκινο ή κομμένο), καμένο από τον ήλιο, με πρόσφατο ή τεχνητό μαύρισμα.

- Στις ακόλουθες περιοχές, χωρίς να συμβουλευτείτε προηγουμένως τον γιατρό σας: σπίλους, φακίδες, μεγάλες φλέβες, πιο σκουρόχρωμες περιοχές, ουλές και δερματικές ανωμαλίες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα και αλλαγή του χρώματος του δέρματος, που καθιστά δυνητικά δυσκολότερο τον εντοπισμό δερματικών παθήσεων.
- Στις ακόλουθες περιοχές: μυρμηγκιές, τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ.

Θέση/περιοχές

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή στις ακόλουθες περιοχές:



- Γύρω από τα μάτια και πάνω ή κοντά στα φρύδια.
- Στα χείλη, στις θηλές, στη θηλαία άλω, στα μικρά χείλη, στον κόλπο, στον πρωκτό και στο εσωτερικό των ρουθουνιών και των αυτιών.
- Οι άνδρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή στο πρόσωπο και στο λαιμό, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιοχών όπου φύονται γένια καθώς και στο σύνολο της περιοχής των γεννητικών οργάνων.
- Σε περιοχές όπου χρησιμοποιείτε αποσμητικά μεγάλης διάρκειας. Ενδέχεται να προκληθούν ερεθισμοί του δέρματος.
- Πάνω ή κοντά σε οτιδήποτε τεχνητό, όπως εμφυτεύματα σιλικόνης, υποδόρια σημεία χορήγησης με ένεση (για παράδειγμα, διανεμητής ινσουλίνης) ή τρύπες για σκουλαρίκια.

Σημείωση: Αυτή η λίστα είναι ενδεικτική. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σάς συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Σημαντικό

Κίνδυνος



- Διατηρείτε τη συσκευή και τον τροφοδότη στεγνά.
- Εάν η συσκευή έχει χαλάσει, μην αγγίζετε κανένα εσωτερικό μέρος για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Το νερό και ο ηλεκτρισμός αποτελούν έναν επικίνδυνο συνδυασμό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον (π.χ. κοντά σε γεμάτη μπανιέρα, σε ντουζιέρα που βρίσκεται σε χρήση ή σε γεμάτη πισίνα).

Προειδοποίηση

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, εκτός κι εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Οι έφηβοι ηλικίας μεταξύ 15 και 18 ετών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με τη συγκατάθεση ή/και συνδρομή των γονέων τους ή των κηδεμόνων τους. Οι ενήλικες ηλικίας 18 ετών και παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ελεύθερα.
- Να ελέγχετε πάντα τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή τον μετασχηματιστή (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου) αν έχουν υποστεί βλάβη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το φίλτρο UV του παραθύρου εξόδου φωτός έχει υποστεί βλάβη.
- Μην τροποποιήσετε ή κόψετε κάποιο τμήμα του τροφοδότη ή του καλωδίου του, καθώς μπορεί να προκληθεί κίνδυνος.

- Μη χρησιμοποιείτε τυχόν μολύβι ή στυλό για να σημαδέψετε τις περιοχές που θέλετε να αποτριχώσετε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα σας.
- Η αφαίρεση τριχών με λείζερ ή πηγές έντονου παλμικού φωτός μπορεί να προκαλέσει αυξημένη μεγέθυνση τριχών σε ορισμένα άτομα. Με βάση τρέχοντα δεδομένα, οι ομάδες υψηλότερου κινδύνου για αυτήν την αντίδραση είναι οι γυναίκες με ρίζες από τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία που αποτριχώνουν στο πρόσωπο και το λαιμό.
- Το παράθυρο εξόδου φωτός μπορεί να είναι πολύ ζεστό μετά τη χρήση. Περιμένετε να κρυώσει το εσωτερικό τμήμα του παραθύρου εξόδου φωτός προτού το αγγίξετε.
- Αυτή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Ο μετασχηματιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στην πρίζα προκειμένου να λειτουργεί η συσκευή. Αυτός ο μετασχηματιστής παρέχει πρόσθετες δυνατότητες που εγγυώνται την ασφαλή λειτουργία και δεν θα πρέπει να αντικαθίσταται από άλλον μετασχηματιστή. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας (S036Nx2400150, όπου το x εξαρτάται από τον τύπο του βύσματος) που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή (βλ. σύμβολο). Ο αριθμός αναφοράς αναγράφεται στον μετασχηματιστή.



Σημείωση: Εάν παρατηρήσετε ότι ο τόνος του δέρματος έχει αλλάξει από την τελευταία συνεδρία αποτρίχωσης (π.χ. λόγω μαυρίσματος), σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε μια δοκιμή στο δέρμα και να περιμένετε 30 λεπτά πριν από την επόμενη συνεδρία αποτρίχωσης.

Προς αποφυγή βλαβών

- Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τη ροή του αέρα μέσα από τις οπές εξαερισμού της συσκευής.
- Μην υποβάλλετε ποτέ τη συσκευή σε έντονα τραντάγματα και μην την κουνάτε ή τη ρίχνετε κάτω.
- Εάν μεταφέρετε τη συσκευή από ένα πολύ κρύο περιβάλλον σε ένα πολύ ζεστό ή αντίστροφα, περιμένετε περίπου 3 ώρες πριν να τη χρησιμοποιήσετε.

- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρος ξηρό και απαλλαγμένο από σκόνη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 15 °C ή υψηλότερες των 35 °C.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ -25 °C και 60 °C για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.
- Για την αποφυγή βλάβης, αποφύγετε την άσκοπη παρατεταμένη έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλη ακτινοβολία UV.

Προσοχή

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για αποτρίχωση σε περιοχές μόνο κάτω από τα ζυγωματικά. Μην τη χρησιμοποιήσετε για κανένα άλλο σκοπό. Σε αντίθεση περίπτωση, μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνες συνθήκες. Οι άνδρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή στο πρόσωπο και στον λαιμό, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιοχών όπου βγαίνουν γένια καθώς και στο σύνολο της περιοχής των γεννητικών οργάνων.




- Δεν επιτρέπεται να πλένετε αυτήν τη συσκευή. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και μην την ξεπλένετε στη βρύση.
- Για λόγους υγιεινής, η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με ρυθμίσεις κατάλληλες για τον τύπο του δέρματός σας. Η χρήση σε υψηλότερες ρυθμίσεις από αυτές που συνιστώνται μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο δερματικών αντιδράσεων και παρενεργειών.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα, συρμάτινα σφουγγαράκια, σιλικωνικά καθαριστικά ή υγρά, όπως βενζίνη ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.

- Το διαχεόμενο φως που παράγεται από τη συσκευή είναι επιβλαβές για τα μάτια σας. Μην κοιτάζετε απευθείας προς την εκπομπή του φωτός ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Δεν είναι απαραίτητο να φοράτε προστατευτικά γυαλιά κατά τη χρήση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε καλά φωτισμένο δωμάτιο, έτσι ώστε το φως να μην τυφλώνει τα μάτια σας.
- Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Η επισκευή από μη καταρτισμένα πρόσωπα μπορεί να προκαλέσει εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για το χρήστη.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι αναμμένη. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οποιαδήποτε από τις συνθήκες που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Αντενδείξεις, προφυλάξεις και προειδοποιήσεις", ενότητα "Αντενδείξεις" ισχύουν για εσάς.
- Το μαύρισμα του δέρματός σας σε φυσική ή τεχνητή ηλιακή ακτινοβολία ενδέχεται να επηρεάσει την ευαισθησία και το χρώμα του δέρματός σας. Πραγματοποιήστε μια δερματική δοκιμή για να προσδιορίσετε την κατάλληλη ρύθμιση έντασης φωτός.
- Προτού χρησιμοποιήσετε το Lumea, πρέπει να καθαρίσετε το δέρμα σας και φροντίστε να μην έχει τρίχες, να είναι εντελώς στεγνό και να μην έχει λιπαρές ουσίες.
- Μην αποτριχώνετε την ίδια περιοχή του δέρματος περισσότερες από μία φορές στη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας. Κάτι τέτοιο δε βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της αποτρίχωσης, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο δερματικών ερεθισμών.
- Το Lumea δεν πρέπει να προκαλεί πόνο σε καμία περίπτωση. Εάν νιώσετε ενόχληση, μειώστε τη ρύθμιση της έντασης του φωτός.


Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.


Πώς λειτουργεί η IPL



Με την τεχνολογία IPL, απαλοί παλμοί φωτός εφαρμόζονται στο δέρμα και απορροφούνται από τη ρίζα της τρίχας. Όσο πιο σκούρα η τρίχα, τόσο καλύτερα απορροφούνται οι παλμοί φωτός.



Οι παλμοί φωτός διεγείρουν το θύλακα της τρίχας να μεταβεί σε φάση ηρεμίας. Κατά συνέπεια, η τρίχα πέφτει φυσικά και αποτρέπεται η εκ νέου ανάπτυξη της, αφήνοντας το δέρμα σας διαρκώς μεταξένιο.




Ο κύκλος ανάπτυξης της τρίχας αποτελείται από διάφορες φάσεις. Η τεχνολογία IPL (έντονου παλμικού φωτός) είναι αποτελεσματική μόνο όταν η τρίχα είναι στη φάση ανάπτυξής της. Δεν είναι όλες οι τρίχες στη φάση ανάπτυξής τους ταυτόχρονα. Γι' αυτό συνιστούμε ένα χρονοδιάγραμμα αποτρίχωσης 8 εβδομάδων ακολουθούμενο από διορθώσεις για να βεβαιωθούμε ότι όλες οι τρίχες αφαιρούνται αποτελεσματικά στη φάση ανάπτυξης.

Σημείωση: Η αποτρίχωση με το Lumea δεν είναι αποτελεσματική εάν έχετε ξανθές ή ανοιχτόξανθες τρίχες, καθώς οι ανοιχτόχρωμες τρίχες δεν απορροφούν αρκετό φως. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα χρώματα τριχών για τα οποία το Lumea είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό.

Κατάλληλα χρώματα τριχών σώματος

Σημείωση: Για να ελέγξετε αν ενδείκνυται η χρήση της συσκευής με βάση το χρώμα των τριχών του σώματός σας, συμβουλευτείτε τον πίνακα 3 που υποδεικνύει το χρώμα των τριχών στην αναδιπλούμενη σελίδα.



Τι να περιμένετε

Αμέσως μετά την 1η αποτρίχωση

Μετά την πρώτη αποτρίχωση, μπορεί να απαιτηθούν 1 έως 2 εβδομάδες για να πέσουν οι τρίχες. Τις πρώτες εβδομάδες μετά τις αρχικές αποτριχώσεις, βλέπετε ακόμα κάποιες τρίχες να μεγαλώνουν. Αυτές είναι πιθανότατα τρίχες που δεν βρίσκονταν στη φάση ανάπτυξής τους κατά τις πρώτες αποτριχώσεις.

Μετά από 2-3 αποτριχώσεις

Μετά από 2-3 αποτριχώσεις, θα πρέπει να διαπιστώσετε μια αξιοσημείωτη μείωση στην ανάπτυξη τριχών. Εντούτοις, για να αποτριχώσετε αποτελεσματικά όλες τις τρίχες, είναι σημαντικό να συνεχίζετε την αποτρίχωση σύμφωνα με το συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα αποτρίχωσης.

Μετά από 4-5 αποτριχώσεις

Μετά από 4-5 αποτριχώσεις, θα πρέπει να βλέπετε μια σημαντική μείωση στην ανάπτυξη τριχών στις περιοχές που αποτριχώσατε με το Lumea. Θα πρέπει επίσης να διαπιστώσετε μια μείωση της πυκνότητας των τριχών. Συνεχίστε να αποτριχώνετε με συχνές διορθώσεις (κάθε 4-8 εβδομάδες) για να διατηρήσετε το αποτέλεσμα.

Συμβουλές μαυρίσματος

Μαύρισμα με φυσικό ή τεχνητό ηλιακό φως



Η από πρόθεση έκθεση του δέρματός σας σε φυσική ή τεχνητή ηλιακή ακτινοβολία με σκοπό το μαύρισμα επηρεάζει την ευαισθησία και το χρώμα του δέρματός σας. Συνεπώς, είναι σημαντικό το εξής:

- Μετά από κάθε αποτρίχωση, περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες πριν το μαύρισμα. Ακόμα και μετά από 48 ώρες, φροντίστε ότι το αποτριχωμένο δέρμα δεν εμφανίζει πια καμία κοκκινίλα από την αποτρίχωση.
- Σε περίπτωση που εκθέσετε το δέρμα σας στον ήλιο (χωρίς μαύρισμα εκ προθέσεως) 48 ώρες μετά την αποτρίχωση, χρησιμοποιήστε αντηλιακό με SPF 50+ στις αποτριχωμένες περιοχές. Μετά από αυτό το διάστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντηλιακό SPF 30+ για δύο εβδομάδες.
- Μετά το μαύρισμα, περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες προτού χρησιμοποιήσετε το Lumea. Πραγματοποιήστε μια δερματική δοκιμή για να προσδιορίσετε την κατάλληλη ρύθμιση έντασης φωτός.
- Μη χρησιμοποιείτε το Lumea σε ηλιοκαμένες περιοχές του σώματος.


Σημείωση: Η περιστασιακή και έμμεση έκθεση στον ήλιο δεν μπορεί να θεωρηθεί μαύρισμα.

Μαύρισμα με κρέμες

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει κρέμα τεχνητού μαυρίσματος, περιμένετε έως ότου εξαφανιστεί πλήρως το τεχνητό μαύρισμα, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Προτού χρησιμοποιήσετε το Lumea

Προετοιμασία του δέρματος



Προτού χρησιμοποιήσετε τη Lumea, πρέπει να προετοιμάσετε το δέρμα σας αφαιρώντας τρίχες στην επιφάνεια του δέρματός σας. Αυτό επιτρέπει στο φως να απορροφηθεί από τα μέρη της τρίχας κάτω από την επιφάνεια του δέρματος για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική αποτρίχωση. Μπορείτε να ζυρίσετε με ζυράφι, με ζυριστική μηχανή, να αφαιρέσετε με το χέρι ή με κερί. Μην χρησιμοποιείτε αποτρίχωτικές κρέμες, καθώς τα χημικά μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς του δέρματος.




Εάν επιλέξετε να αποτρίχωση με κερί, περιμένετε 24 ώρες προτού χρησιμοποιήσετε τη Lumea για να αφήσετε το δέρμα να επανέλθει στα φυσιολογικά του. Συνιστούμε να κάνετε ένα ντους πριν την αποτρίχωση για να εξασφαλίσετε ότι όλα τα πιθανά κατάλοιπα κεριού έχουν αφαιρεθεί από το δέρμα σας.

- 1 Προετοιμάστε τις περιοχές που σκοπεύετε να αποτρίχωση με τη Lumea.
- 2 Καθαρίστε το δέρμα σας και φροντίστε να μην έχει τρίχες, να είναι εντελώς στεγνό και να μην έχει λιπαρές ουσίες.

Σημείωση: Μόλις σταματήσει η επανεμφάνιση των τριχών, συνήθως μετά από 4-5 αποτρίχώσεις, δεν θα χρειάζεται πλέον να προετοιμάζετε το δέρμα σας προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Δοκιμή δέρματος

Όταν χρησιμοποιείτε το Lumea για πρώτη φορά ή μετά από πρόσφατο μαύρισμα, πραγματοποιήστε μια δοκιμή στο δέρμα σε κάθε περιοχή που θα αποτρίχωση. Η δοκιμή στο δέρμα είναι απαραίτητη για να ελέγξετε την αντίδραση του δέρματός σας στην αποτρίχωση και για να προσδιορίσετε τη ρύθμιση της σωστής έντασης φωτός για κάθε περιοχή του σώματος.



- 1 Επιλέξτε ένα σημείο κοντά στην περιοχή που θέλετε να αποτρίχωση.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη ρύθμιση 1.
- 3 Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω στο δέρμα σας και πατήστε το κουμπί εκπομπής για να απελευθερώσετε μια εκπομπή φωτός.
- 4 Σύρετε τη συσκευή πάνω από το δέρμα προς την επόμενη περιοχή για αποτρίχωση.
- 5 Αυξήστε τη ρύθμιση κατά ένα επίπεδο, εφαρμόστε εκπομπή φωτός και σύρετε τη συσκευή στην επόμενη περιοχή. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για όλα τα επίπεδα εντός του συνιστώμενου εύρους για τον τύπο δέρματός σας.
- 6 Μετά τη δοκιμή δέρματος, περιμένετε 24 ώρες και ελέγξτε το δέρμα σας για τυχόν αντίδραση. Εάν το δέρμα σας εμφανίζει αντιδράσεις, επιλέξτε την υψηλότερη ρύθμιση που δεν προκάλεσε καμία δερματική αντίδραση για την επακόλουθη χρήση. Η δοκιμή στο δέρμα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε όλες τις περιοχές που θέλετε να αποτρίχωση.

Χρήση του Philips Lumea


Αισθητήρας τόνου δέρματος

Για επιπλέον ασφάλεια ο ενσωματωμένος αισθητήρας τόνου δέρματος μετρά τον τόνο του δέρματος στο ξεκίνημα κάθε συνεδρίας και περιστασιακά στη διάρκεια της συνεδρίας. Εάν ανιχνεύσει έναν τόνο δέρματος που είναι πολύ σκούρος για αποτρίχωση με το Lumea, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα για να σας αποτρέψει να αναπτύξετε δερματικές αντιδράσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν εκπέμπει παλμούς όταν πατάτε το κουμπί εκπομπής.


Εξαρτήματα

Τοποθέτηση και αφαίρεση

Για να τοποθετήσετε το εξάρτημα, απλά κουμπώστε το στο παράθυρο εξόδου φωτός.



Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα, τραβήξτε το από το παράθυρο εξόδου φωτός.



Εξάρτημα σώματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα σώματος για να αποτρίχώσετε ανεπιθύμητες τρίχες σε αρκετές περιοχές του σώματος κάτω από το λαϊμό. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για παράδειγμα για γρήγορη αποτρίχωση μεγαλύτερων περιοχών όπως τα πόδια.

Εξάρτημα προσώπου (SC1997, SC1998, SC1999)

Το εξάρτημα προσώπου περιλαμβάνει ένα πρόσθετο ενσωματωμένο φίλτρο φωτός για επιπλέον ασφάλεια και μπορείτε γι' αυτό να το χρησιμοποιήσετε για να αφαιρέσετε ανεπιθύμητες τρίχες του προσώπου στο άνω χείλος, το πηγούνι και τις φαβορίτες.


Προσοχή:

- Μην αποτρίχωνετε τα φρύδια σας με το Lumea.
- Κατά την αποτρίχωση στην περιοχή πάνω από το άνω χείλος, προσέχετε ώστε να μην εκπέμπετε φως στο χείλος.



Εξάρτημα για μπικίνι (SC1998, SC1999)

Το εξάρτημα για την περιοχή του μπικίνι έχει ένα ειδικό φίλτρο για την αποτρίχωση των πιο άγριων τριχών στην περιοχή του μπικίνι.




Επιλογή της σωστής έντασης φωτός

Το Lumea προσφέρει 5 διαφορετικές εντάσεις φωτός. Ανάλογα με τον τύπο του δέρματός σας και το επίπεδο έντασης φωτός που νιώθετε άνετα, μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση έντασης φωτός.

- 1 Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση.
- 2 Για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση έντασης φωτός, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μία ή περισσότερες φορές μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή ρύθμιση. Η αντίστοιχη λυχνία έντασης ανάβει άσπρη.

Σημείωση: Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο τόνος του δέρματός σας είναι πολύ σκούρος, για να σας αποτρέψει να αναπτύξετε δερματικές αντιδράσεις. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας τόνου δέρματος δεν σας λέει ποια ρύθμιση της έντασης φωτός να χρησιμοποιήσετε, καθώς το Philips Lumea σας παρέχει την ελευθερία να επιλέξετε την ένταση φωτός που θεωρείτε πιο πρακτική.

- 3 Το Lumea δεν πρέπει να προκαλεί πόνο σε καμία περίπτωση. Εάν νιώσετε ενόχληση, μειώστε τη ρύθμιση της έντασης του φωτός.
- 4 Μετά από πρόσφατο μαύρισμα, πραγματοποιήστε δερματική δοκιμή για να προσδιορίσετε τη σωστή ρύθμιση της έντασης του φωτός.




Τύπος δέρματος	Τόνος δέρματος	Ρύθμιση έντασης φωτός
I	Ανοιχτή, καίγεται πάντα, δεν μαυρίζει.	4/5
II	Μπεζ, καίγεται εύκολα, μαυρίζει ελάχιστα.	4/5
III	Ανοιχτό καστανό, Καίγεται εύκολα, μαυρίζει αργά σε ανοιχτό καστανό.	4/5
IV	Μέτριο καστανό, καίγεται σπάνια, μαυρίζει εύκολα.	3/4
V	Σκούρο καστανό, καίγεται σπάνια, μαυρίζει πάρα πολύ εύκολα.	Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
VI	Καστανόμαυρο ή πιο σκούρο, καίγεται σπάνια έως ποτέ, μαυρίζει πάρα πολύ.	Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Σημείωση: Για να ελέγξετε αν ενδείκνυται η χρήση της συσκευής με βάση τον τύπο του δέρματός σας, συμβουλευτείτε τον πίνακα 2 που υποδεικνύει τους τόνους του δέρματος στην αναδιπλωμένη σελίδα.




Σημείωση: Το δέρμα σας μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά σε διαφορετικές ημέρες/περιστάσεις για διάφορους λόγους.

Χειρισμός της συσκευής




- 1 Πριν τη χρήση, καθαρίστε τα εξαρτήματα και το παράθυρο εξόδου φωτός.
- 2 Συνδέστε το μικρό βύσμα στη συσκευή και τον τροφοδότη στην πρίζα.
- 3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή κι επιλέξτε τη σωστή ένταση φωτός για τον τόνο του δέρματός σας.



- 4 Τοποθετήστε τη συσκευή υπό γωνία 90° στο δέρμα και πιέστε την σταθερά, έτσι ώστε το εξάρτημα και το ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας να είναι σε επαφή με το δέρμα σας.




Το ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας αποτρέπει την κατά λάθος εκπομπή φωτός χωρίς επαφή με το δέρμα.



- 5 Πιέστε τη συσκευή δυνατά στο δέρμα σας για να εξασφαλίσετε σωστή επαφή με το δέρμα. Τότε η συσκευή εκτελεί αυτόματα μια ανάλυση τόνου δέρματος και ανάβει άσπρο η «λυχνία ετοιμότητας εκπομπής» για να υποδεικξει ότι μπορείτε να προβείτε στην αποτρίχωση.


Σημείωση: Όταν η λυχνία «ετοιμότητας εκπομπής» ανάβει πορτοκαλί, το δέρμα σας δεν είναι κατάλληλο για αποτρίχωση. Σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε άλλες περιοχές με πιο ανοιχτόχρωμο τόνο δέρματος.



- 6 Πιέστε το κουμπί εκπομπής για να απελευθερώσετε μια εκπομπή φωτός. Πρέπει να νιώσετε θερμότητα εξαιτίας της εκπομπής φωτός.

Σημείωση: Το φως που παράγεται από τη συσκευή δεν είναι επιβλαβές για τα μάτια σας. Δεν είναι απαραίτητο να φοράτε προστατευτικά γυαλιά κατά τη χρήση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε καλά φωτισμένο δωμάτιο έτσι ώστε το φως να μη τυφλώνει τα μάτια σας.

- 7 Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω από την επόμενη περιοχή για αποτρίχωση. Μετά από κάθε εκπομπή, χρειάζονται έως 3,5 δευτερόλεπτα μέχρι η συσκευή να είναι έτοιμη να εκπέμψει ξανά. Μπορείτε να απελευθερώσετε μια εκπομπή όταν ξανανάψει η λυχνία «ετοιμότητας εκπομπής».



- 8 Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε αποτριχώσει όλες τις περιοχές, να απελευθερώνετε τις εκπομπές κοντά τη μία στην άλλη. Αποτελεσματικό φως εξέρχεται μόνο από το παράθυρο εξόδου φωτός, γι' αυτό πρέπει να υπάρξουν κάποιες επικαλύψεις. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείτε εκπομπή στην ίδια περιοχή μόνο μία φορά. Η απελευθέρωση εκπομπής στην ίδια περιοχή δύο φορές δεν βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο δερματικών ερεθισμών.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν χρησιμοποιείτε το Lumea στην περιοχή του μπικίνι και θέλετε να αφήσετε μερικές τρίχες, βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε τον αισθητήρα τόνου δέρματος στις υπόλοιπες τρίχες κατά τη διάρκεια της αποτρίχωσης, καθώς μπορεί να μπλοκάρει η συσκευή..

- 9 Όταν ολοκληρώσετε την αποτρίχωση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Δύο λειτουργίες αποτρίχωσης: Πάτημα κι εκπομπή και Ολίσθηση κι εκπομπή

Το Philips Lumea σας διαθέτει δύο λειτουργίες αποτρίχωσης για πιο πρακτική χρήση σε διάφορες περιοχές του σώματος:

- Η λειτουργία Πάτημα και εκπομπή είναι ιδανική για να αποτριχώσετε μικρές ή κυρτές περιοχές όπως τα γόνατα και οι μασχάλες. Απλά πατήστε και αφήστε το κουμπί εκπομπής για να απελευθερωθεί μία εκπομπή.
- Η λειτουργία Ολίσθηση κι εκπομπή προσφέρει πρακτική χρήση σε μεγαλύτερες περιοχές όπως τα πόδια. Κρατήστε το κουμπί εκπομπής πατημένο ενώ σύρετε τη συσκευή πάνω από το δέρμα σας για να απελευθερώσετε αρκετές εκπομπές στη σειρά.

Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα αποτρίχωσης

Αρχική φάση

Για τις πρώτες 4 με 5 αποτριχώσεις, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το Philips Lumea μία φορά κάθε δύο εβδομάδες για να διασφαλίσετε την αφαίρεση όλων των τριχών.




Φάση διόρθωσης

Μετά την αρχική φάση αποτρίχωσης (4-5 αποτριχώσεις), συνιστούμε διορθώσεις κάθε 4 με 8 εβδομάδες, όταν βλέπετε τις τρίχες να επανεμφανίζονται. Αυτό είναι για να διατηρήσετε τα αποτελέσματα και να απολαμβάνετε απαλό δέρμα για μήνες. Ο χρόνος ανάμεσα στις αποτριχώσεις μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την επανεμφάνιση των τριχών σε εδάς κι επίσης ανάλογα με τις διάφορες περιοχές του σώματος.



Συνιστώμενο εξάρτημα και χρόνος αποτρίχωσης ανά περιοχή



SC1994 (①)

SC1997 (①, ②)

SC1998, SC1999 (①, ②, ③)

Μετά τη χρήση

Συνήθεις δερματικές αντιδράσεις

Το δέρμα σας μπορεί να εμφανίζει ελαφρά ερυθρότητα ή/και μπορεί να σας προκαλεί φαγούρα, πούξιμο ή θερμότητα. Αυτή η αντίδραση είναι απολύτως ακίνδυνη και υποχωρεί γρήγορα.

Μπορεί να εμφανιστεί ξηροδερμία και φαγούρα λόγω του ξυρίσματος ή συνδυασμού του ξυρίσματος και της αποτρίχωσης με φως. Μπορείτε να δροσίσετε την περιοχή με μια παγοκύστη ή με μια μουσκεμένη πετσέτα προσώπου. Εάν η ξηροδερμία επιμένει, μπορείτε να εφαρμόσετε ενυδατική κρέμα χωρίς άρωμα στην επίμαχη περιοχή 24 ώρες μετά την αποτρίχωση.

Σπάνιες παρενέργειες

- Εγκαύματα, υπερβολική ερυθρότητα (π.χ. γύρω από θύλακες των τριχών) και οίδημα: αυτές οι αντιδράσεις εμφανίζονται σπάνια. Αποτελούν αποτέλεσμα χρήσης έντασης φωτός που είναι πολύ υψηλή για τον τόνο του δέρματός σας. Εάν αυτές οι αντιδράσεις δεν εξαφανιστούν εντός 3 ημερών, σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε σε ιατρό. Περιμένετε με την επόμενη αποτρίχωση έως ότου το δέρμα επουλωθεί τελείως και φροντίστε να χρησιμοποιείτε μικρότερη ένταση φωτός.
- Αποχρωματισμός δέρματος: αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια. Ο αποχρωματισμός δέρματος εκδηλώνεται ως είτε ένα πιο σκουρόχρωμο σημάδι (υπερμελάγχρωση) ή ένα πιο ανοιχτόχρωμο σημάδι (υπομελάγχρωση) από την περιβάλλουσα περιοχή. Αυτό είναι αποτέλεσμα χρήσης έντασης φωτός που είναι πολύ υψηλή για τον τόνο του δέρματός σας. Εάν ο αποχρωματισμός δεν εξαφανιστεί εντός 2 εβδομάδων, σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε σε ιατρό. Μην αποτρίχώσετε τις αποχρωματισμένες περιοχές έως ότου ο αποχρωματισμός εξαφανιστεί και το δέρμα έχει ανακτήσει το φυσιολογικό του τόνο δέρματος.
- Η μόλυνση του δέρματος είναι πολύ σπάνια αλλά είναι ένας δυνητικός κίνδυνος μετά από μια (μικρο)πληγή, ένα έγκαυμα του δέρματος, ερεθισμό του δέρματος κ.λπ.
- Θέρμανση της επιδερμίδας (μια καλά ορισμένη καφετί περιοχή η οποία παρουσιάζεται συχνά με πιο σκούρους τόνους δέρματος και δεν συνοδεύεται από ξηρότητα του δέρματος): Αυτή η αντίδραση συμβαίνει πολύ σπάνια. Εάν αυτή η αντίδραση δεν εξαφανιστεί εντός 1 εβδομάδας, σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε σε ιατρό. Περιμένετε με την επόμενη αποτρίχωση έως ότου το δέρμα επουλωθεί τελείως και φροντίστε να χρησιμοποιείτε μικρότερη ένταση φωτός.

- Φυσαλίδες (μοιάζουν με μικρές φουσκάλες στην επιφάνεια του δέρματος): αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια. Εάν αυτή η αντίδραση δεν εξαφανιστεί εντός 1 μήνα ή όταν το δέρμα μολυνθεί, σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε σε ιατρό. Περιμένετε με την επόμενη αποτρίχωση έως ότου το δέρμα επουλωθεί τελείως και φροντίστε να χρησιμοποιείτε μικρότερη ένταση φωτός.
- Ουλές: συχνά η δευτεροπαθής επίδραση ενός εγκαύματος, που μπορεί να χρειαστεί παραπάνω από ένα μήνα για να επουλωθεί.
- Θυλακίτιδα (οίδημα γύρω από τους θύλακες τριχών σε συνδυασμό με τη δημιουργία φλύκταινων): αυτή η αντίδραση εμφανίζεται πολύ σπάνια και είναι αποτέλεσμα βακτηρίων που εισέρχονται στο κατεστραμμένο δέρμα. Εάν σημειωθεί αυτή η αντίδραση, σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε σε ιατρό καθώς η θυλακίτιδα μπορεί να απαιτεί τη λήψη αντιβίωσης.
- Πόνος: αυτό ενδέχεται να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια ή μετά από την αποτρίχωση, εάν χρησιμοποιήσατε τη συσκευή σε αζύριστο δέρμα, εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ένα επίπεδο έντασης φωτός το οποίο είναι πολύ υψηλό για τον τόνο του δέρματός σας, εάν εκπέμπετε φως στην ίδια περιοχή περισσότερες από μία φορές και εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοικτές πληγές, φλεγμονές, λοιμώξεις, τατουάζ, εγκαύματα κ.λπ.

Μετέπειτα φροντίδα



Μετά τη χρήση, μπορείτε να εφαρμόσετε με ασφάλεια λοσιόν, κρέμες, αποσμητικό, ενυδατική κρέμα ή καλλυντικά στις επίμαχες περιοχές. Εάν παρουσιάσετε ερεθισμό του δέρματος ή ερυθρότητα του δέρματος μετά την αποτρίχωση, περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί προτού εφαρμόσετε οποιοδήποτε προϊόν στο δέρμα σας. Εάν παρουσιάσετε ερεθισμό του δέρματος μετά την εφαρμογή ενός προϊόντος στο δέρμα σας, ξεπλύντε το με νερό.

Σημείωση: ακόμα κι εάν ακολουθείτε όλες τις οδηγίες μπορεί και πάλι να εκδηλώσετε δερματικές αντιδράσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κι επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Καθαρισμός και αποθήκευση

Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.

- 1 Αφαιρέστε το εξάρτημα.



- 2 Μουσκεύστε το απαλό πανί που παρέχεται με τη συσκευή με λίγες σταγόνες νερό και χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε τα εξής εξαρτήματα:
 - το παράθυρο εξόδου φωτός
 - την εξωτερική επιφάνεια των εξαρτημάτων
 - τον ανακλαστήρα στο εσωτερικό των εξαρτημάτων
 - το κοκκινωπό γυάλινο φίλτρο στο εσωτερικό του εξαρτήματος προσώπου.
- 3 Αφήστε όλα τα μέρη να στεγνώσουν καλά στον αέρα.
- 4 Φυλάσσετε τη συσκευή σε σημεία χωρίς σκόνη και υγρασία, σε θερμοκρασία μεταξύ -25 °C και 60 °C.

Εγγύηση και υποστήριξη

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.philips.com/support ή διαβάστε το φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.

Ανακύκλωση



- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα (2012/19/EE).
- Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Τεχνικές προδιαγραφές

SC1994, SC1997, SC1998, SC1999

Ονομαστική τάση	100 V - 240 V
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz - 60 Hz
Ονομαστική είσοδος	36 W
Προστασία από ηλεκτροπληξία	Κατηγορία II
Κατηγορία προστασίας	IP 30 (EN 60529)
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: +15 °C έως 35 °C

Συνθήκες αποθήκευσης - Θερμοκρασία -25 °C έως 60 °C

Συνθήκες αποθήκευσης - Υγρασία Κάτω από 90% (χωρίς συμπύκνωση)

Πίεση λειτουργίας 700hPa - 1060hPa

Υψόμετρο Μέγ. 2.000 m

Εκπεμπόμενα μήκη κύματος 530 nm - 1400 nm

Οπτική έκθεση 2,5 - 5,0 J/cm², ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση

Μέγιστη οπτική ενέργεια 20 J

Διάρκεια παλμών <1,5 ms

Χρόνος επανάλψης 1-3,5 s, ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση

Οπτική ομοιογένεια Μέγ. απόκλιση +/- 20% από τη μέση οπτική έκθεση στην περιοχή αποτρίχωσης

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Λύση

Η συσκευή/τροφοδότης θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης

Αυτό είναι φυσιολογικό.

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

Όταν τοποθετώ τη συσκευή στο δέρμα δεν απελευθερώνει εκπομπή. Η λυχνία «ετοιμότητας εκπομπής» αναβοσβήνει πορτοκαλί κι έπειτα ανάβει πορτοκαλί διαρκώς.

Ο τόνος του δέρματός σας στην περιοχή που πρόκειται να αποτρίχώσετε είναι πολύ σκούρος.

Αποτρίχώστε άλλες περιοχές του σώματος με πιο ανοιχτούς τόνους δέρματος με τη Lumea.

Η λυχνία «ετοιμότητας εκπομπής» δεν ανάβει όταν τοποθετώ το εξάρτημα πάνω στο δέρμα μου αλλά ο ανεμιστήρας ψύξης λειτουργεί.

Η συσκευή δεν έρχεται σε πλήρη επαφή με το δέρμα σας.

Τοποθετήστε τη συσκευή υπό γωνία 90 μοιρών πάνω στο δέρμα, έτσι ώστε το ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας να είναι σε επαφή με το δέρμα σας.

Η λυχνία «ετοιμότητας εκπομπής» ανάβει άσπρο αλλά η συσκευή δεν εκπέμπει φως όταν πατάω το κουμπί εκπομπής.

Πρέπει να γίνει επαναρρύθμιση της συσκευής.

Για να επαναρυθμίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την και ενεργοποιήστε την πάλι.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Οι λυχνίες έντασης αναβοσβήνουν εναλλάξ, από 1 προς 5 και μετά από 5 προς 1.	Η προστασία υπερθέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί.	Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει έως ότου οι λυχνίες σταματήσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ. Μετά από περίπου 5 λεπτά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες επιπέδου έντασης.	Πρέπει να γίνει επαναρρύθμιση της συσκευής.	Για να επαναρρυθμίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή από την πρίζα. Κατόπιν, συνδέστε τον ξανά και επανενεργοποιήστε τη συσκευή.
Η αντίδραση του δέρματος μετά την αποτρίχωση διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο.	Χρησιμοποιήσατε ρύθμιση της έντασης φωτός η οποία είναι πολύ υψηλή για εσάς.	Επιλέξτε μια χαμηλότερη ένταση την επόμενη φορά. Βλ. κεφάλαιο «Χρήση του Philips Lumea», ενότητα «Επιλογή της σωστής έντασης φωτός».
Τα αποτελέσματα της αποτρίχωσης δεν είναι ικανοποιητικά.	Χρησιμοποιήσατε ρύθμιση της έντασης φωτός η οποία είναι πολύ χαμηλή για εσάς.	Επιλέξτε μια υψηλότερη ρύθμιση την επόμενη φορά.
	Δεν πραγματοποιήσατε εκπομπή σε μια περιοχή παρακείμενη σε μια περιοχή που αποτρίχώσατε προηγουμένως.	Πρέπει να απελευθερώσετε τις εκπομπές κοντά τη μία στην άλλη.
	Η συσκευή δεν επηρεάζει το χρώμα των τριχών του σώματός σας.	Εάν έχετε λευκές, γκριζες, ανοιχτόξανθες, ξανθές ή κόκκινες τρίχες, η αποτρίχωση δεν είναι αποτελεσματική.
	Δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή τόσο συχνά όσο συνιστάται.	Για να αφαιρέσετε όλες τις τρίχες επιτυχώς, σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε το συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα αποτρίχωσης. Μπορείτε να μειώσετε το χρόνο ανάμεσα στις αποτρίχώσεις, αλλά μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή συχνότερα από μία φορά ανά δύο εβδομάδες.
	Ανταποκρίνεστε πιο αργά στη θεραπεία με την τεχνολογία IPL.	Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τουλάχιστον 6 μήνες, καθώς η επανεμφάνιση της τριχοφυΐας εξακολουθεί να μειώνεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Το εξάρτημα σώματος που έχω δεν διαθέτει ενσωματωμένο γυαλί/φίλτρο/παράθυρο.	Αυτό είναι φυσιολογικό.	Το εξάρτημα σώματος δεν περιέχει γυαλί/φίλτρο/παράθυρο.



FSC

© 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
4222.100.8212.1
(2018/09)