

# Always here to help you

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)




SC1992  
SC1991



# User manual

**PHILIPS**







<b>ENGLISH</b>	<b>6</b>
<b>ESPAÑOL</b>	<b>25</b>
<b>FRANÇAIS</b>	<b>46</b>
<b>PORTUGUÊS</b>	<b>68</b>
<b>PORTUGUÊS DO BRASIL</b>	<b>89</b>

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Light-based hair removal is one of the most effective methods to treat unwanted body hair with longer-lasting results. It is different from current home hair removal methods because it significantly reduces hair regrowth. Philips has been investigating this method together with leading dermatologists for over 15 years. You can now use this innovative technology comfortably in the privacy of your own home, whenever you want.

This appliance has been specifically designed and optimised for use by women, but can be used by men as well.

Philips Lumea Essential enables treatment of unwanted hair on body areas below the neckline.

Philips Lumea Essential is designed for use by one person only.

For more information about Philips Lumea Essential, see [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea). Check our homepage regularly for updates.

## Benefits

This appliance provides the following benefits:

### **Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use**

Philips Lumea Essential uses a light-based technology called 'Intense Pulsed Light' (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal and has been in use for the last fifteen years. Philips Lumea Essential now brings this innovative technology to the comfort of your home.

### **Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness**

This method provides you with long-lasting hair regrowth prevention and silky-smooth skin. Our studies have shown a significant hair reduction after just two treatments. Optimal results were generally achieved after four to five treatments. A reduction in hair density is visible from treatment to treatment. How fast the effect becomes visible and how long the results last varies from person to person. For more information, see section 'How to achieve optimal results' in chapter 'Using the appliance'.

### **Gentle treatment, even on sensitive body areas**


Philips Lumea Essential has been developed in close cooperation with leading dermatologists for an effective and gentle treatment, even on the most sensitive body areas.

### **No replacement parts needed, no hidden costs**

Philips Lumea Essential is equipped with a high-performance lamp which does not require replacement. This lamp can generate over 100,000 flashes and should enable you to continuously maintain results for more than 5 years\* while saving money on expensive replacement lamps.

\*Based on average usage scenario and recommended treatment regime for one user.

## How Philips' Intense Pulsed Light technology works



### Hair growth

Hair growth rates differ from person to person, depending on age, metabolism and other factors. However, everyone's hair normally grows in 3 phases.

#### 1 Growing phase (anagen phase)


The hair grows actively from the root. In this phase the concentration of melanin is highest. Melanin is responsible for the pigmentation of the hair. Melanin concentration is also the determining factor for the efficacy of the Intense Pulsed Light technology. Only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light.

#### 2 Degradation phase (catagen phase)

Hair growth stops and the root shrinks before the hair sheds.


#### 3 Resting phase (telogen phase)

The old hair separates from its hair follicle and sheds. The follicle remains at rest until the biological clock tells it to become active again and grow a new hair.



### Working principle



- The appliance works by heating up the hair and root beneath the skin. The melanin in the hair and hair root absorbs the released light pulses. The darker the colour of the hair, the more light can be absorbed. This process stimulates the hair to go into the resting phase.
- In between treatments, hair sheds naturally and regrowth is inhibited. Hairs can take one or two weeks to shed.



- Optimal hair removal cannot be obtained with a single session, since only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light. During a treatment, hairs on the treated area are usually in different stages of the hair growth cycle. To effectively treat all hairs you have to repeat the treatment once every two weeks for the first two months. An integrated optical filter ensures that no UV light reaches the skin and ensures that the appliance is safe for the skin.

### General description (Fig. 5)

- 1 Intensity lights (1- 5)
- 2 On/off button
- 3 'Ready to flash' light
- 4 Air vents
- 5 Appliance socket
- 6 Flash button
- 7 Openings for electronic contacts
- 8 Light exit window with integrated UV filter
- 9 Electronic contacts
- 10 Body attachment (suitable for all body areas below the neck)



- 11 Metallic frame inside the body attachment
  - 12 Integrated safety system
  - 13 Adapter
  - 14 Small plug
  - 15 Pouch
- Also included: cleaning cloth

### Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

### Danger



- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).
- Keep the appliance and the adapter dry.
- If the appliance is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Never insert any objects into the appliance.

### Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the appliance with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults from 19 years and older can use the appliance freely.
- Only use the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the glass of the light exit window is broken.

### To prevent damage

- Make sure nothing obstructs the air flow through the ventilation slots.
- Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Store the appliance in the pouch supplied so that it does not become dusty.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on. Always switch off the appliance after use.

- Do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for several hours, to prevent damage.
- Do not flash against any other surface than the skin. This can cause severe damage to the body attachment and/or the light exit window. Only flash when the appliance is in contact with skin.

### **Caution**

---

- Never use the appliance around the eyes and near the eyebrows to avoid the risk of eye damage.
- Use this appliance only at settings suitable for your skin type (see the table in section 'Recommended light intensities' of chapter 'Preparing for use'). Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- This appliance is only intended for removing unwanted human body hair from areas below the neckline. Do not use it for any other purpose.
- Make sure the skin in the area to be treated is clean, dry and free from creams, lotions and other cosmetics. If the skin is not clean and dry, the integrated safety system may not work as intended and the appliance may not flash or may flash unintentionally.

### **Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea Essential:**

- Do not expose the appliance to ambient temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- The appliance is equipped with a built-in overheat protection. If the appliance overheats, it does not flash. Do not switch off the appliance, but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue with your treatment. After 5 minutes the appliance switches off automatically. Then let it cool down for another 10 minutes.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Do not use the appliance if any of the situations mentioned in section 'Contraindications' apply to you.

### **Electromagnetic fields (EMF)**

---

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

### **Contraindications**

---

#### **For whom is Philips Lumea Essential NOT suitable?**

Philips Lumea Essential is not designed for everyone. If any of the following is true for you, then this appliance is **not** suitable for you to use!

#### **Do not use the appliance if you are pregnant or breast feeding.**

Philips Lumea Essential has not been tested on pregnant women, therefore we advise you not to use the appliance if you are pregnant or breast feeding. Hormonal changes could increase the sensitivity of your skin and the risk of injury to the skin.

**Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour, i.e.:**

- If you are of skin type V (you rarely get sunburnt, you tan very well and your skin colour is dark brown) or if you are of skin type VI (you rarely or never get sunburnt and you tan very darkly; your skin colour is brownish black or darker). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as discolourations, strong redness or burns, when you use Philips Lumea Essential. See also chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions' and consult the 'Recommended light intensities table' in the quick start guide.
- If your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white, grey or red. The treatment will not be effective.

**Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:**

- If you have a skin disease such as active skin cancer; you have a history of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated.
- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- If you have had surgery in the areas to be treated.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

**Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:**

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta- Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin such as Accutane® or Roaccutane® in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are on painkillers, which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the appliance if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner that does not allow you to stop using them at least one week prior to each treatment with Lumea.
- If you take immunosuppressive medications.

### Never use the appliance on the following areas:

- On the face.
- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears. See chapter 'Using the appliance', section 'Using the appliance in the bikini area'.
- Men must not use it on the scrotum or face.
- Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars or other skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin colour; which makes it potentially harder to identify skin-related diseases (e.g. skin cancer).
- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and a change in skin colour (hypopigmentation or hyperpigmentation).
- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.



### Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 2 weeks) or fake-tanned skin

- All types of tanning can influence the safety of the treatment. This applies to exposure to natural sunlight as well as artificial tanning methods, such as tanning lotions, tanning appliances etc. If you are tanned or are planning to tan, see chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice'.

*Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the appliance we advise you to consult a doctor.*

### Preparing for use

For optimal results, prepare the areas on which you intend to use the appliance in the manner described below.

#### Preparing treatment areas


- 1 Shave the areas you intend to treat as long as these areas still show hair regrowth.

*Note: Do not use depilatory creams instead of shaving.*

*Note: If your last depilation method involved removing hairs by the roots (e.g. epilating), you can start the treatment right away. In this case, we advise you to shave in between treatments for optimal results.*

#### Please note that treatment on unshaved or improperly shaved areas has a number of undesired effects:

- The light exit window and body attachment may become contaminated with stray hairs and dirt. A contaminated light exit window and body attachment can reduce the life and efficacy of the appliance. Contamination of the light exit window can also cause the treatment to become painful or cause skin reactions like redness and discolouration.
  - Hairs on your skin can burn, which can result in an unpleasant smell.
- 2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances (e.g. residues of deodorants, lotions, perfumes, tanning creams and sunscreens).



- 3** Check the appliance, especially the light exit window and body attachment, for trapped hair, dust and fibres. If you see any contamination, clean the appliance according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.

If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive to IPL than that of others. This may cause the IPL treatment to feel uncomfortable or it may lead to other unwanted side effects. We advise you to wait until the irritation has disappeared.

- 4** Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4-5 treatments, you no longer have to shave before you use the appliance.

### Light intensity

Unlike professional light-based appliances, Philips Lumea Essential has been developed for consumer use and its light pulses are gentler. Therefore you can expect a **convenient** and **effective** treatment at a light intensity that you find comfortable.

Philips Lumea Essential provides five different light intensities. Adjust the light intensity to your skin and body hair colour and to a level you find comfortable.

The recommended light intensities table below helps you to establish the right light intensity.

- 1** Consult the table below to determine which light intensities are appropriate for your skin and body hair colour.

*Tip:* You can put the table in the quick start guide on your skin and compare it with your skin colour.

*Tip:* We advise you to store the quick start guide in the pouch for future reference.

- 2** Reduce the light intensity if you experience any pain or discomfort.

Persons with darker skin run a higher risk of skin irritation because their skin absorbs more light. Therefore lower intensities are recommended for persons with darker skin.

The light pulse can feel warm or hot on the skin but should never be painful. Different body areas may require different light intensities, see to the table below. To prevent skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

### Recommended light intensities (1-5)

In the table below, 'x' means that the appliance is not suitable for you.

*Note:* The colour of your skin may change, for example because your skin has been exposed to tanning. It may then be darker than during the previous treatment. Therefore it is important that you check the setting to be used before every treatment and per area. Some areas may be darker than others.

Body hair colour:	Dark blond/light brown/ brown/dark brown/black	white/grey/red/ light blond
<b>Skin colour and characteristics:</b>		
White (always sunburn, no tanning)	4/5	x
Beige (easy sunburn, minimal tanning)	4/5	x
Light brown (sometimes sunburn, good tanning)	4/5	x
Mid brown (rarely sunburn, fast and good tanning)	1/2/3	x
Dark brown (rarely sunburn, very good tanning)	x	x
Brownish black and darker (rarely to never sunburn, very dark tanning)	x	x

### Important

To check whether Philips Lumea Essential is suitable for you, see section 'For whom is Philips Lumea Essential not suitable?'.

### Tanning advice



- **Avoid sunbathing when you use Philips Lumea Essential regularly (every two weeks).**

Sunbathing can cause skin to darken (tan) or can cause sunburn (reddening of the skin). Using Philips Lumea Essential on darkened (tanned) and/or sunburned skin increases the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

- **Sun exposure before treatment: Wait 2 weeks and perform a skin test.**

Wait at least 2 weeks after sunbathing before you use the appliance. Perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use and skin test') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity. Failure to do so increases the risk of developing skin reactions after treatment with Philips Lumea Essential.

- **Sun exposure after treatment: Wait 48 hours before sunbathing after treatment with Philips Lumea Essential.**

Wait at least 48 hours after treatment before you expose treated areas to the sun. Even after 48 hours, make sure that the treated skin shows no adverse reaction to the treatment before you expose it to the sun. Cover treated areas when you go out into the sun or use a sunblock (SPF 30+) in the two weeks after treatment. Exposing treated areas to sunlight without protection immediately after treatment increases the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

- **Tanning with artificial light**

Follow the instructions in 'Sun exposure before treatment' and 'Sun exposure after treatment' above.

### - Tanning with creams

If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has fully disappeared before you use Philips Lumea Essential.

*Note: For more details on unwanted skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.*

## Using the appliance

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity' to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour.

Shave the area you intend to treat before you use the appliance (see chapter 'Preparing for use', section 'Preparing treatment areas').

If the treatment becomes painful at any point in time, reduce the light intensity setting until the treatment is comfortable again. If you notice skin reactions stronger than slight redness, stop the treatment immediately and read section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter.

### First use and skin test

When you use the appliance for the first time or after recent tanning, we advise you to perform a skin test on **each** area to be treated to check your skin's reaction to the treatment and to get accustomed to light-based treatment.

- 1 Choose an area close to the area you intend to treat.
- 2 Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.




*Note: Make sure the body attachment is placed on the appliance.*


- 3 Press the on/off button to switch on the appliance.

- Intensity light 1 goes on.

*Note: The appliance always automatically selects the lowest light intensity setting. See section 'Light intensity' in chapter 'Preparing for use' to determine the appropriate light intensity.*


- 4 To adjust the light intensity setting, press the on/off button one or more times until you have reached the required setting. The corresponding intensity light lights up.






- 5** Place the appliance at a 90° angle on the skin so that the body attachment is in contact with the skin.

*Tip: For easier use, stretch the area of skin you want to treat.*



- ▶ The 'ready to flash' light on the back of the appliance starts blinking to indicate that the appliance is getting ready to release a flash.
- ▶ When the appliance is ready to release a flash, the 'ready to flash' light lights up green continuously.



- 6** Press the flash button to release a flash.

*Note: The visible light produced by the appliance is the reflection of the flash on the skin and is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use. Use the appliance in a well-lit room; this reduces the perceived brightness of the flash.*

- ▶ **7** Release the flash button once the appliance has flashed.
- ▶ **8** Slide the appliance over the skin to the next area to be treated. As long as it feels comfortable (not painful), increase the setting by one level within the recommended range for your skin type and apply one flash for each setting. Do not apply more than one flash on the same spot.
- ▶ **9** When you have finished the treatment, press and hold the on/off button for 2 seconds to switch off the appliance.
- ▶ **10** After the skin test, wait for 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

### Subsequent use

- 1 Before every treatment, clean the body attachment, the light exit window and the metallic frame inside the body attachment. For more information see chapter 'Cleaning and maintenance'.
- 2 Start each treatment by selecting the light intensity very carefully, based on your skin's sensitivity and on how comfortable treatment feels. See section 'Recommended light intensities' to select the right setting for your skin type and hair colour combination.

*Note: Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter for more information.*


**3** Follow steps 2-6 of the previous section ('Before first use and skin test').

*Note: It is normal that the appliance and the body attachment become warm during use.*

**4** Slide the appliance over the skin to the next area to be treated and repeat steps 5 and 6 of section 'First use and skin test' in this chapter. After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the appliance is ready to flash again. The 'ready to flash' light on the back of the appliance starts blinking again to indicate that it is charging. Wait until this light lights up continuously before you continue.

*Tip for SC1992: The SC1992 has a 'slide and flash' feature: for a more efficient treatment, keep the flash button pressed while you slide the appliance over your skin.*

Do not treat exactly the same area multiple times during one session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.



**5** To avoid untreated areas, make sure the flashes are produced close to each other. Note that effective light only comes out of the light exit window. However, always make sure you do not flash the same area twice.

**6** When you have finished the treatment, press and hold the on/off button for 2 seconds to switch off the appliance.

**7** Check the light exit window and the body attachment for hairs and dirt and clean the appliance after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').

### Tips

#### How to achieve optimal results

- It is normal that hairs are still visible after the first few treatments (see chapter 'Introduction', section 'Working principle' for more information).
- To remove all hairs successfully and prevent the hair follicle from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. Your skin should be smooth and hair-free by then. Please read section 'Maintenance phase' to find out how you can keep these results.

#### Maintenance phase

- To ensure that your skin stays smooth and hair-free, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.

## Guidelines for treatment

### Average treatment time

Area	Approx. treatment time
Underarms	1 minute per underarm
Bikini line	1 minute per side
Entire bikini area	4 minutes
One lower leg	8 minutes
One full leg	14 minutes

*Note: The average treatment times above have been observed during research and tests. Individual treatment times may vary from person to person.*


### Intended treatment areas

The appliance is intended to treat unwanted hairs from the underarms, arms, stomach, bikini area and legs. It should not be used on the face.

### Using the appliance on the legs

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity' to see which settings are suitable for your legs.

- You can move the appliance up and down or across the leg, whichever is more convenient to you. In order to maintain full contact with the skin you can also place and hold the appliance on your skin sideways.



*Note: Bony areas like shinbone and ankles are more sensitive than other areas of the body. When you press the body attachment hard onto these areas, the skin can be more susceptible to skin reactions, such as skin irritation and redness. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter. Press the body attachment onto the skin just hard enough to make the 'ready to flash' light go on, but not harder.*

### Using the appliance in the bikini area

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity' to see which settings are suitable for your bikini area. In principle, Philips Lumea Essential is safe and gentle enough for treatment of the entire bikini area (e.g. for 'Brazilian' or 'Hollywood' style). Use a lower setting on darker pigmented, more sensitive skin in the bikini area. Do not use the appliance on inner labia, vagina and anus. Men who wish to treat their pubic area must not use the appliance on the scrotum.

*Note: For hygienic reasons, always clean the body attachment before you start treating another body area (see chapter 'Cleaning and maintenance').*

### Using the appliance on the underarms

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your underarms.

Make sure you remove any deodorant, perfume, cream or other skin care product from your underarms before treatment.



*Tip: To achieve optimal results on your underarms, stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light. Raise your arm and place your hand on the back of your neck to stretch the skin in the underarm area.*

*Note: The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is unpleasant, close your eyes when you release a flash.*

## Possible side effects and skin reactions

### Common skin reactions:

- Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.
- A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor.
- Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a few days. You can cool the area with an ice pack or a wet facecloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturiser on the treated area 24 hours after the treatment.

### Rare side effects:

- Burns, excessive redness and swelling: these reactions occur rarely and are usually the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discolouration: this occurs very rarely. Skin discolouration manifests itself as either a darker or lighter patch than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. In rare instances (usually a result of using too high intensity on too dark skin), the effects of a pigment change can last longer than is usually observed. In all cases, the effects are eventually reversed. Do not treat discoloured areas until the discolouration has disappeared and your skin has regained its normal skin colour.
- Skin infection and inflammation: This occurs very rarely and may be caused by using the appliance on wounds or cuts that resulted from shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the appliance on unshaved skin, if you use the appliance at a light intensity that is too high for your skin colour; if you flash the same area more than once and if you use the appliance on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. See chapter 'Important', section 'Contraindications' for more information.

### After use

- Do not apply any perfumed cosmetics to the areas treated immediately after treatment.
- Do not use deodorant immediately after treating the underarms. Wait until any skin redness has disappeared completely.

- See chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice' for information about sun exposure and artificial tanning.

## Cleaning and maintenance

To ensure optimal results and a long life for the appliance, clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment. The appliance loses its effectiveness if you do not clean it properly.



Never clean the appliance or any of its parts under the tap or in the dishwasher.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Never scratch the light exit window or the metallic frame inside the body attachment.

*Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the light exit window or the body attachment.*

- 1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.



*Note: The light exit window becomes hot during use. Make sure it has cooled down before you clean it.*

- 2 To remove the body attachment, grab the projections at the top and bottom and pull gently.
- 3 If necessary, clean the outside of the appliance with the soft cleaning cloth supplied with the appliance.
- 4 Moisten the soft cloth supplied with the appliance with a few drops of water and use it to clean the following parts:
  - the light exit window
  - the outside surface of the body attachment
  - the metallic frame inside the body attachment

Make sure that the electronic contacts do not get wet.

*Note: If water does not clean effectively, use a few drops of high-percentage alcohol to clean the parts mentioned above.*

*Note: Make sure you clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment according to the instructions in this section.*



## Storage

- 1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.
- 2 Clean the appliance before you store it.
- 3 Store the appliance in the pouch supplied at a temperature between -20°C and +70°C.

*Tip: We advise you to store the quick start guide in the pouch for future reference.*

## Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

### Spare parts

The following spare parts are available:

- Body attachment
- Adapter
- Cleaning cloth
- Pouch

## Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

## Guarantee and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the separate worldwide guarantee leaflet.

## Technical specifications

### Models SC1992 and SC1991

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	24W
Protection against electric shock	Class II 
Protection rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: +15° to +35°C Relative humidity: 30% to 95%
Storage conditions	Temperature: -20°C to +70°C Relative humidity: 5% to 95%
Spectrum of body attachment	>500nm

## Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The adapter/appliance becomes warm during charging.	This is normal.	No action required.
I have switched on the appliance but I cannot increase or decrease the light intensity.	The appliance has to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and then switch it on again. If you still cannot adjust the light intensity, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not work when I place the appliance on the skin.	You have not properly placed the appliance on the skin.	Place the appliance at a 90° angle onto the skin in such a way that all 4 sides of the integrated safety system touch the skin. Then check if the 'ready to flash' light lights up continuously and press the flash button.  If this does not work, place the appliance on a part of your body where it is easy to establish full skin contact, for example on your lower arm. Then check if the 'ready to flash' light works. If the 'ready to flash' light still does not start flashing when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not work when I place the body attachment on my skin, but the cooling fan works.	The overheat protection has been activated.	When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the appliance and let it cool down for approx. 15 minutes before you continue to use it. After 5 minutes the appliance switches off automatically. Then let it cool down for 10 more minutes. If the 'ready to flash' light still does not work when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light lights up continuously, but the appliance does not produce a flash when I press the flash button.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the 'ready to flash' light lights up continuously, but the appliance still does not produce a flash when you press the flash button, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
Intensity light 1 continues to blink and I cannot change the setting.	The body attachment is not placed on the appliance properly.	Properly place the body attachment on the appliance.

Problem	Possible cause	Solution
All intensity lights go on alternately.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the intensity lights continue to go on alternately, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
All intensity lights are blinking simultaneously.	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance produces a strange smell.	The body attachment and/or the filter glass is dirty.	Clean the body attachment and the light exit window carefully. If you are unable to clean the body attachment properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the body attachment.
	You have not shaved the area to be treated properly.	If there are hairs on the area to be treated, these hairs may get burnt when you use the appliance. As a result, you notice a strange smell. Shave the area to be treated properly before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use the Lumea Essential at a comfortable setting.
	You stored the appliance in a dusty environment.	Clean the appliance and the body attachment (see chapter 'Cleaning and maintenance').
The skin feels more sensitive than usual during treatment.	The light intensity you have chosen is too high.	Check the skin/hair colour table before each use, to ensure you select the right light intensity for each treatment. If necessary, select a lower light intensity.
	You did not shave the areas to be treated.	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use the Lumea Essential at a comfortable setting.
	The light exit window is broken.	If the light exit window is broken, do not use the appliance anymore, to avoid the risk of skin reactions. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I experience an unacceptable pain sensation when I use the appliance.	You did not shave the areas to be treated	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use the Lumea Essential at a comfortable setting.
	You treated an area for which the appliance is not intended.	You must not use the appliance on your face, inner labia, vagina, anus, nipples and areolas. Men must not use it on their face or scrotum.
	You have used a light intensity that is too high for you.	Reduce the light intensity to a level that is comfortable for you. See chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity'.

Problem	Possible cause	Solution
	The light exit window is broken.	If the light exit window of the body attachment is broken, do not use the appliance with this body attachment any more. Go to your dealer or a Philips service centre or contact the Consumer Care Centre to have the body attachment replaced.
	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have dark skin. Consult the body hair and skin colour table in the Quick Start Guide.
The treated areas become red after the treatment.	Slight redness is harmless and normal and disappears quickly.	No action required.
The skin reaction after the treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity that is too high for you.	Select a lower light intensity the next time. See chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity'. If the skin reaction lasts longer than 3 days, contact your doctor.
The hair-removal results are not satisfactory.	You have used a light intensity that is too low for you.	Perform a skin test to determine if you can use a higher light intensity (see chapter 'Using the appliance', section 'First use and skin test').
	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', section 'Subsequent use', step 4.
	You do not use the appliance as often as recommended.	To remove all hairs successfully and to prevent the hair root from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. To ensure that your skin stays smooth, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.
	You respond more slowly to IPL treatment than the average user.	Continue using the appliance for at least 6 months, as hair regrowth can still decrease over the course of this period. Also take into account the other solutions to this problem.
	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have dark skin. Consult the body hair and skin colour table in the Quick Start Guide.

Problem	Possible cause	Solution
Hair starts to grow again in some spots on the treated areas.	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', section 'Subsequent use', step 4.
	Hair starts to grow again as part of the natural cycle of hair growth.	This is normal. It is part of the natural cycle of hair growth that hair starts growing again. The hairs that come back, however, tend to be softer and thinner.
The appliance does not work.	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.

## Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

La eliminación del vello basada en la emisión de pulsos de luz es uno de los métodos más efectivos para tratar el vello corporal no deseado con los resultados más duraderos. Es diferente a las soluciones caseras actuales porque reduce significativamente el crecimiento del vello. Philips ha estado investigando este método junto con los mejores dermatólogos durante más de 15 años. Ahora puede utilizar esta innovadora tecnología cómodamente en la intimidad de su casa, donde desee.

Este aparato se ha diseñado y optimizado para ser utilizado por mujeres, pero también puede ser utilizado por hombres.

Philips Lumea Essential permite el tratamiento del vello no deseado de las zonas del cuerpo por debajo del cuello.

Philips Lumea Essential se ha diseñado para el uso individual.

Para obtener más información sobre el sistema Philips Lumea Essential, consulte [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea). Compruebe nuestra página de forma regular para estar al día.

## Ventajas

Este aparato proporciona las siguientes ventajas:

### **Tecnología “Luz pulsada intensa” (Intense Pulsed Light, IPL) para uso doméstico**

El sistema Philips Lumea Essential utiliza una tecnología basada en la luz denominada “Luz pulsada intensa” o IPL (Intense Pulsed Light). La tecnología IPL también se utiliza en los tratamientos de belleza profesionales para la eliminación del vello y lleva en uso quince años. Philips Lumea Essential le ofrece la oportunidad de beneficiarse de este sistema en la comodidad de su hogar.

### **Prevención eficaz del crecimiento del vello para una piel suave todos los días**

Este método le ofrece una prevención duradera del crecimiento del vello para una piel suave como la seda. Nuestros estudios ya han demostrado una reducción del vello significativa tras dos tratamientos. Los resultados óptimos se obtenían normalmente tras cuatro o cinco tratamientos. Se aprecia una menor densidad del vello con cada tratamiento. La rapidez con que se aprecian resultados visibles y la duración entre cada depilación varía de una persona a otra. Para obtener más información, consulte la sección “Cómo lograr resultados óptimos” del capítulo “Uso del aparato”.

### **Tratamiento delicado, incluso en zonas sensibles**


Philips Lumea Essential se ha desarrollado en estrecha colaboración con importantes dermatólogos para conseguir un tratamiento eficaz y delicado, incluso en las zonas más sensibles del cuerpo.

### **No necesita piezas de repuesto, por lo que no hay gastos ocultos**

Philips Lumea Essential incorpora una lámpara de alto rendimiento que no requiere sustitución. Esta lámpara puede generar más de 100.000 pulsos y debe permitirle mantener los resultados de manera continua durante más de 5 años\*, al mismo tiempo que le ahorra dinero en caras sustituciones de la lámpara.

\*De acuerdo con un uso regular y régimen de tratamiento recomendado para un usuario.

## Funcionamiento de la tecnología de luz pulsada intensa de Philips



### Crecimiento del vello

Los índices de crecimiento del vello varían según la persona, dependiendo de la edad, el metabolismo y otros factores. Sin embargo, por lo general, el crecimiento del vello se produce en tres fases.

#### 1 Fase de crecimiento (fase anágena)

El vello crece activamente desde la raíz. En esta fase, es cuando se da la mayor concentración de melanina, responsable de la pigmentación del vello. La concentración de este pigmento es además el factor determinante de la eficacia de la tecnología de luz pulsada intensa. El tratamiento con luz solo actúa eficazmente en el vello en fase de crecimiento.

#### 2 Fase de degradación (fase catágena)

El crecimiento del vello se detiene y la raíz se reduce antes de que el vello se caiga.

#### 3 Fase de reposo (fase telógena)

El vello ya crecido se separa del folículo y cae. El folículo permanece en reposo hasta que el reloj biológico le informa de que es hora de activarse para dejar crecer vello nuevo.

### Principio de funcionamiento

- El aparato elimina el vello calentándolo desde la raíz. La melanina del vello y la raíz absorben los pulsos de luz emitidos. Cuanto más oscuro es el vello, más luz puede absorberse. Este proceso estimula el paso del vello a la fase de reposo.
- Entre cada tratamiento, el vello se cae de forma natural y se inhibe su crecimiento. El vello puede tardar una o dos semanas en caer.

- Una sola sesión no consigue una eliminación óptima, ya que el vello solo puede tratarse en la fase de crecimiento y en la zona tratada habrá vello en distintas fases del ciclo de crecimiento. Para tratar de forma eficaz todo el vello, tiene que repetir el tratamiento una vez cada dos semanas durante los primeros dos meses.

Un filtro óptico integrado evita que la luz UV llegue a la piel, y garantiza que el aparato no produzca ningún daño en la piel.

### Descripción general (fig. 5)

- 1 Pilotos de intensidad (1- 5)
- 2 Botón de encendido/apagado
- 3 Piloto de "listo para emisión de pulso"
- 4 Rejillas de ventilación
- 5 Toma del aparato
- 6 Botón de emisión de pulsos de luz
- 7 Aberturas para contactos electrónicos
- 8 Ventanilla de salida de luz con filtro UV integrado
- 9 Contactos electrónicos

- 10 Accesorio para el cuerpo (adecuado para cualquier zona del cuerpo por debajo del cuello)
  - 11 Marco metálico del interior del accesorio para el cuerpo
  - 12 Sistema de seguridad integrado
  - 13 Adaptador de corriente
  - 14 Clavija pequeña
  - 15 Funda
- También incluye: paño de limpieza

### Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultararlo en el futuro.

### Peligro



- El agua y la electricidad forman una combinación peligrosa. No utilice este aparato en ambientes húmedos (p. ej., cerca de un bañera llena, una ducha o una piscina).
- Mantenga el aparato y el adaptador siempre secos.
- Si el aparato se rompe, no toque ninguna pieza interior para evitar una descarga eléctrica.
- No inserte nunca ningún objeto en el aparato.

### Advertencia

- Este aparato no debe usarse por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- El aparato no está indicado para el uso en menores de 15 años. Los adolescentes de entre 15 y 18 años pueden utilizarlo con el consentimiento y ayuda de sus padres o de las personas que ejerzan la autoridad parental sobre ellas. Los adultos a partir de 19 años pueden utilizar este aparato sin problemas.
- Utilice únicamente el adaptador que se suministra.
- No utilice el aparato ni el adaptador si están dañados.
- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- No utilice el aparato si el cristal de la ventanilla de salida de luz está roto.

### Para evitar daños

- Compruebe que nada impida el paso del aire por las ranuras de ventilación.
- Evite golpes fuertes en el aparato, no lo sacuda ni lo deje caer.
- Si cambia el aparato de un entorno muy frío a otro muy cálido o al revés, espere unas tres horas antes de usarlo.
- Almacene el aparato en la funda suministrada para que no se llene de polvo.
- No deje nunca el aparato desatendido cuando esté enchufado a la toma de corriente. Apáguelo siempre después de cada uso.

- No exponga el aparato a la luz solar directa ni a la luz UV durante varias horas para evitar daños.
- No enfoque hacia superficies que no sean la piel ya que puede causar daños graves en el accesorio para el cuerpo o la ventanilla de salida de luz. Active el aparato solamente cuando esté enfocando a la piel.

### **Precaución**

---

- No utilice nunca el aparato alrededor de los ojos ni cerca de las cejas para evitar el riesgo de sufrir daños oculares.
- Utilice el aparato únicamente con los ajustes adecuados para su tipo de piel (consulte la tabla de la sección "Intensidades de luz recomendadas" del capítulo "Preparación para su uso"). La utilización del mismo con ajustes más altos de los recomendados puede aumentar el riesgo de reacciones cutáneas y efectos secundarios.
- Este aparato se ha diseñado para eliminar únicamente el vello humano no deseado de las zonas por debajo de la línea del cuello. No lo utilice con otra finalidad.
- Asegúrese de que la piel de la zona que va a tratar está limpia, seca y libre de cremas, lociones y otros cosméticos. Si la piel no está limpia y seca, puede que el sistema de seguridad integrado no funcione como debería y el aparato no emita pulsos o lo haga de forma no intencionada.

### **Tenga en cuenta lo siguiente para evitar comprometer la vida útil del sistema Philips Lumea Essential:**

- No exponga el aparato a temperaturas ambientales inferiores a 15 °C o superiores a 35 °C durante su uso.
- El aparato está equipado con una protección contra el sobrecalentamiento integrada. Si el aparato se sobrecalienta, no emite pulsos de luz. No lo apague, deje que se enfríe durante unos 15 minutos antes de continuar con el tratamiento. Después de 5 minutos, el aparato se apaga automáticamente. Después de eso, deje que se enfríe otros 10 minutos.
- Para revisiones o reparaciones, lleve siempre el aparato a un centro de servicio autorizado por Philips. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden dar lugar a situaciones extremadamente peligrosas para el usuario.
- No utilice el aparato si en su caso se aplica cualquiera de las situaciones mencionadas en la sección "Contraindicaciones".

### **Campos electromagnéticos (CEM)**

---

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

### **Contraindicaciones**

---

#### **¿Quién NO debería utilizar el sistema Philips Lumea Essential?**

El sistema Philips Lumea Essential no se diseñó para todo el mundo. Si su caso es uno de los siguientes, este aparato **no** es adecuado para usted.

#### **No utilice el aparato si está embarazada o está dando el pecho.**

Philips Lumea Essential no se ha probado en mujeres embarazadas, por lo tanto le recomendamos que no utilice el aparato si está embarazada o dando el pecho. Los cambios hormonales pueden aumentar la sensibilidad de la piel y el riesgo de lesiones en la misma.

**Nunca utilice el aparato si tiene un color de piel o de vello inadecuado, es decir:**

- Si su piel es del tipo V (si casi nunca se quema por el sol, se broncea muy bien y su color de piel es marrón oscuro) o si su piel es del tipo VI (si nunca o casi nunca se quema por el sol y se broncea mucho; su color de piel es moreno pardusco o más oscuro). En este caso tiene muchas posibilidades de desarrollar reacciones cutáneas como decoloraciones, piel muy roja o quemaduras cuando utilice el sistema Philips Lumea Essential. Consulte también la sección "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas" del capítulo "Uso del aparato" y consulte la "Tabla de intensidades de luz recomendadas" de la guía rápida.
- Si el color natural del vello en las zonas de tratamiento es rubio claro, blanco, gris o pelirrojo. El tratamiento no será eficaz.

**Nunca utilice el aparato si padece cualquiera de las enfermedades siguientes, es decir:**

- Si padece alguna enfermedad cutánea, como cáncer de piel, si tiene antecedentes de cáncer de piel o cualquier otro tipo de cáncer localizado en las zonas que se van a tratar.
- Si tiene lesiones precancerígenas o numerosos lunares atípicos en las zonas que se van a tratar.
- Si tiene antecedentes de desorden del colágeno, y es propenso a la formación de queloides o sufre de mala cicatrización.
- Si tiene antecedentes de desorden vascular, como presencia de venas varicosas o ectasia vascular en las zonas que se van a tratar.
- Si su piel es sensible a la luz y aparece con facilidad una reacción alérgica o erupción.
- Si tiene infecciones, eccemas, quemaduras, folículos inflamados, heridas abiertas, abrasiones, herpes simplex, heridas o lesiones y hematomas en las zonas que se van a tratar.
- Si le han operado en alguna de las zonas que se van a tratar.
- Si padece de epilepsia con sensibilidad a la luz parpadeante.
- Si padece de diabetes, lupus eritematoso, porfiria o una enfermedad cardíaca congestiva.
- Si sufre algún desorden sanguíneo.
- Si tiene antecedentes de enfermedad inmunodepresiva (incluida la infección por VIH o SIDA).

**Nunca utilice el aparato si está tomando las medicaciones siguientes, es decir:**

- Si actualmente se está tratando la piel o si recientemente se ha tratado la piel con ácidos alfa-hidróxidos (AHA), ácidos beta-hidróxidos (BHA), isotretinoína tópica y ácido azelaico.
- Si ha tomado isotretinoína en cualquier presentación, como Accutane® o Roaccutane®, en los últimos seis meses. Este tratamiento puede ocasionar la aparición de heridas e irritaciones.
- Si toma analgésicos que reducen la sensibilidad de la piel al calor.
- Si toma medicación o componentes fotosensibles, consulte el prospecto y no use nunca el aparato si se indica que puede causar reacciones fotoalérgicas, fototóxicas o si tiene que evitar la luz solar durante el tratamiento con esta medicación.
- Si toma anticoagulantes o toma aspirinas de forma sistemática, sin que pueda suspender la medicación durante un mínimo de una semana antes de cada tratamiento con Lumea.
- Si toma inmunodepresivos.

## Nunca utilice el aparato en las zonas siguientes:

- En la cara.
- En los pezones, las aureolas, los labios menores, la vagina, el ano y el interior de los orificios nasales y las orejas. Consulte la sección "Uso del aparato en la zona del bikini" del capítulo "Uso del aparato".
- Los hombres no deben utilizarlo en el escroto ni en la cara.
- Sobre o cerca de ningún implante artificial de silicona, marcapasos, vías de inyección subcutáneas (dosificadores de insulina) o piercings.
- En los lunares, pecas, venas varicosas, zonas de pigmentación más oscura, cicatrices u otras anomalías cutáneas sin consultar antes con su médico. El tratamiento puede ocasionar quemaduras y cambios en el color de la piel, lo que podría dificultar la identificación de enfermedades de la piel (por ejemplo, el cáncer de piel).
- En verrugas, tatuajes o maquillaje permanente. El tratamiento puede ocasionar quemaduras y cambios en el color de la piel (hipopigmentación o hiperpigmentación).
- En las zonas en las que use desodorantes de acción prolongada. El tratamiento puede ocasionar reacciones en la piel. Consulte el apartado "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas" del capítulo "Uso del aparato".



### No utilice nunca el aparato sobre piel con quemaduras solares, piel recientemente bronceada (últimas 2 semanas) ni piel con autobronceador.

- Todos los tipos de bronceado pueden influir en la seguridad del tratamiento. Esto se aplica a la exposición natural a la luz del sol y a los métodos de bronceado artificial, como lociones y aparatos autobronceadores, etc. Si está bronceada o planea estarlo, consulte el apartado "Consejos de bronceado" del capítulo "Preparación para su uso".

*Nota: Esta lista no es exhaustiva. Si no tiene la certeza de poder utilizar el aparato, le aconsejamos que lo consulte con un médico.*

## Preparación para su uso


Para obtener unos resultados óptimos, prepare las zonas que va a tratar según lo descrito a continuación.

### Preparación de las zonas que se van a tratar

- 1 Afeite las zonas que va a tratar siempre que en ellas el vello siga creciendo de nuevo.

*Nota: No utilice cremas depilatorias en lugar del afeitado.*

*Nota: Si su último método de depilación ha consistido en eliminar vello desde la raíz (por ejemplo, depiladora), puede comenzar el tratamiento directamente. En ese caso, le recomendamos que se afeite entre cada tratamiento para obtener unos resultados óptimos.*



**Tenga en cuenta que la realización del tratamiento sobre zonas sin afeitar o afeitadas incorrectamente puede provocar una serie de efectos no deseados:**

- La ventanilla de salida de luz y el accesorio para el cuerpo pueden contaminarse debido al vello y la suciedad. Si estos se contaminan, se puede reducir la vida útil y la eficacia del aparato. La contaminación de la ventanilla de salida de luz también puede hacer que el tratamiento sea doloroso o provocar reacciones cutáneas como rojeces y decoloración.
- El vello de la piel puede quemarse, lo que puede dar como resultado un olor desagradable.

**2** Limpie la piel asegurándose de que no quede vello y séquela bien, eliminando cualquier resto de grasa y sustancias oleicas (por ejemplo, restos de desodorantes, lociones, perfumes, cremas bronceadoras o protectores solares).

**3** Compruebe si el aparato y especialmente la ventanilla de salida de luz y el accesorio para el cuerpo contienen vello atrapado, polvo y fibras. Si observa cualquier tipo de suciedad, límpie el aparato según las instrucciones del capítulo “Limpieza y mantenimiento”.

Si el afeitado le provoca heridas o lesiones, puede que su piel esté más sensible al sistema IPL que la de otras personas. Esto puede provocar que el tratamiento IPL resulte incómodo o produzca otros efectos secundarios no deseados. Le recomendamos que espere a que desaparezca la irritación.

**4** Cuando el vello no vuelva a crecer, generalmente tras 4 ó 5 sesiones, ya no tendrá que afeitarse antes de usar el aparato.

### Intensidad de la luz

Al contrario que los aparatos basados en luz profesionales, Philips Lumea Essential se ha desarrollado para un uso doméstico y los pulsos que emite son más suaves. Por lo tanto, podrá disfrutar de un tratamiento **conveniente y eficaz** con una intensidad de luz que le resultará cómoda. Philips Lumea Essential proporciona cinco intensidades de luz diferentes. Ajuste la intensidad de la luz al color de su vello y piel hasta un nivel que le resulte tolerable.

Las intensidades de luz recomendadas le ayudan a ajustar la intensidad adecuada a su caso.

**1** Consulte la siguiente tabla para determinar qué intensidades de luz son adecuadas para el color de su vello y piel.

*Consejo: Puede colocar la tabla de la guía de inicio rápido sobre la piel y compararla con su color de piel.*

*Consejo: Le recomendamos que guarde la guía de inicio rápido en la funda para consultarla en el futuro.*

**2** Reduzca la intensidad si experimenta algún tipo de dolor o molestia.

Las personas con la piel más oscura tienen mayor riesgo de sufrir irritaciones porque su piel absorbe más luz. Por tanto, en este caso se recomiendan intensidades más bajas.

Puede notar un efecto de más o menos calor en la piel por el pulso de luz aplicado. Las distintas zonas del cuerpo pueden requerir intensidades de luz diferentes, consulte la tabla siguiente. Para evitar reacciones cutáneas, consulte la sección “Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas” del capítulo “Uso del aparato”.

### **Intensidades de luz recomendadas (1-5)**

En la siguiente tabla, “x” significa que el aparato no es adecuado para usted.

*Nota: El color de la piel puede cambiar, por ejemplo debido a que la piel se ha bronceado. Puede que sea más oscura que en el tratamiento anterior. Por lo tanto, es importante que compruebe el ajuste que va a utilizar antes de cada tratamiento y zona. Puede que algunas zonas sean más oscuras que otras.*

Color del vello:	Rubio oscuro, castaño claro, castaño, castaño oscuro, negro	blanco, gris, pelirrojo, rubio claro
<b>Características y color de la piel:</b>		
Blanca (siempre se quema al sol, no se broncea)	4/5	x
Beige (se quema fácilmente al sol, se broncea muy poco)	4/5	x
Morena clara (algunas veces se quema al sol, se broncea bien)	4/5	x
Morena media (raramente se quema al sol, se broncea rápido y bien)	1/2/3	x
Morena oscura (raramente se quema al sol, se broncea muy bien)	x	x
Morena casi negra (raramente o nunca se quema al sol, se broncea con un color muy oscuro)	x	x

### **Importante**

Para comprobar si el sistema Philips Lumea Essential es adecuado para usted, consulte el apartado “¿Quién no debería utilizar el sistema Philips Lumea Essential?”.

## Consejos de bronceado



- **Evite tomar el sol cuando utilice Philips Lumea Essential con regularidad (cada dos semanas).**

Tomar el sol puede provocar que la piel se oscurezca (broncee) o quemaduras (enrojecimiento de la piel). El uso de Philips Lumea Essential en la piel oscurecida (bronceada) o quemada por el sol puede aumentar el riesgo de efectos secundarios adversos y reacciones cutáneas. Consulte la sección "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas" del capítulo "Uso del aparato".

- **Exposición al sol antes del tratamiento: espere 2 semanas y realice una prueba de piel.**

Antes de utilizar el aparato espere a que pasen al menos 2 semanas tras haber tomado el sol. Realice una prueba de piel (consulte la sección "Primer uso y prueba de piel" del capítulo "Uso del aparato") en la zona que se va a tratar para determinar la intensidad de luz adecuada. Si no lo hace, aumentará el riesgo de desarrollar reacciones cutáneas tras el tratamiento con Philips Lumea Essential.

- **Exposición al sol tras el tratamiento: espere 48 horas antes de tomar el sol después del tratamiento con Philips Lumea Essential.**

Espere como mínimo 48 horas tras el tratamiento antes de exponer las zonas tratadas al sol. Incluso después de 48 horas, asegúrese de que la piel no muestra reacciones adversas al tratamiento antes de exponerla al sol. Cubra las zonas tratadas si le va a dar el sol o utilice una protección solar (SPF 30+) durante las dos semanas posteriores al tratamiento. Exponer las zonas tratadas al sol inmediatamente después del tratamiento sin protección aumenta el riesgo de padecer efectos secundarios adversos y reacciones cutáneas. Consulte el apartado "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas" del capítulo "Uso del aparato".

- **Bronceado con luz artificial**

Siga las instrucciones de los apartados anteriores "Exposición al sol antes del tratamiento" y "Exposición al sol tras el tratamiento".

- **Bronceado con cremas**

Si ha utilizado una loción autobronceadora, espere hasta que el bronceado artificial haya desaparecido completamente antes de utilizar el sistema Philips Lumea Essential.


*Nota: Para obtener más detalles sobre las reacciones cutáneas no deseadas, consulte el apartado "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas" del capítulo "Uso del aparato".*

## Uso del aparato

Compruebe la tabla de intensidades de luz recomendadas en la sección "Intensidad de la luz" del capítulo "Preparación para su uso" para determinar qué intensidad de luz es la más apropiada para el color de su vello y piel, y para comprobar si este método es adecuado para usted. Afeite la zona que va a tratar antes de usar el aparato (consulte la sección "Preparación de las zonas que se van a tratar" del capítulo "Preparación para su uso").

Si en cualquier momento el tratamiento resulta doloroso, reduzca el ajuste de intensidad de la luz hasta que no vuelva a sentir molestias con el tratamiento. Si nota reacciones cutáneas más fuertes que un simple enrojecimiento, detenga el tratamiento inmediatamente y lea el apartado "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas" de este capítulo.

### Primer uso y prueba de piel




Cuando utilice el aparato por primera vez o después de broncearse recientemente, le aconsejamos que realice una prueba de piel en **cada** zona que se va a tratar para comprobar la reacción de la piel al tratamiento y para acostumbrarse al tratamiento basado en la luz.

- 1 Escoja una zona cercana al área que va a tratar.
- 2 Inserte la clavija pequeña en el aparato y enchufe el adaptador a la toma de corriente.

*Nota: Asegúrese de que el accesorio para el cuerpo está colocado en el aparato.*


- 3 Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.



- Se enciende el piloto de intensidad 1.


*Nota: El aparato selecciona siempre automáticamente el ajuste de intensidad de la luz más bajo. Consulte la sección "Intensidad de la luz" del capítulo "Preparación para su uso" para determinar la intensidad de la luz adecuada.*


- 4 Para ajustar el nivel de intensidad de luz, pulse el botón de encendido/apagado una o más veces hasta llegar al ajuste que desee. Se ilumina el piloto de intensidad de luz correspondiente.




- 5 Coloque el aparato en un ángulo de 90° sobre la piel de forma que el accesorio para el cuerpo esté en contacto con la piel.

*Consejo: Para un uso más fácil, estire la zona de la piel que desea tratar.*





- ▶ El piloto de “listo para emisión de pulso” de la parte posterior del aparato empieza a parpadear para indicar que el aparato está listo para emitir un pulso.
- ▶ Cuando el aparato está listo para emitir un pulso, el piloto de “listo para emisión de pulso” se ilumina en verde de forma continua.



**6** Pulse el botón de emisión de pulsos de luz para generar un pulso.

*Nota: La luz visible producida por el aparato es reflejo de la aplicación del pulso en la piel y es inofensiva para la vista. No es necesario llevar gafas durante su uso. Utilice el aparato en una habitación bien iluminada; esto reduce el brillo percibido del pulso.*

- 7** Suelte el botón de emisión de pulsos cuando el aparato haya emitido un pulso.
- 8** Deslice el aparato sobre la piel a la siguiente zona que va a tratar. Si no siente molestias ni es doloroso, aumente el ajuste un nivel en el rango recomendado para su tipo de piel y aplique una pulsación por cada ajuste. No aplique más de una pulsación en el mismo lugar.
- 9** Cuando termine el tratamiento, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para apagar el aparato.
- 10** Después de la prueba de piel, espere 24 horas y compruebe las reacciones de la misma. Si la piel desarrolla alguna reacción, elija el ajuste más alto que no haya desarrollado ninguna reacción para su uso posterior.

### Uso posterior

- 1** Antes de cada tratamiento, limpie el accesorio para el cuerpo, la ventanilla de salida de luz y el marco metálico del interior del accesorio para el cuerpo. Para obtener más información, consulte el capítulo “Limpieza y mantenimiento”.
- 2** Comience cada tratamiento seleccionando la intensidad de luz cuidadosamente, basándose en la sensibilidad de su piel y en la comodidad del tratamiento. Consulte la sección “Intensidades de luz recomendadas” para seleccionar el ajuste adecuado para su combinación de tipo de piel y color de vello.

*Nota: Su piel puede reaccionar de forma diferente en distintos días y ocasiones debido a numerosos motivos. Para obtener más información, consulte el apartado “Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas” de este capítulo.*

- 3** Siga los pasos del 2 al 6 de la sección anterior (“Primer uso y prueba de piel”).

*Nota: Es normal que el aparato y el accesorio para el cuerpo se calienten durante el uso.*

- 4** Deslice el aparato sobre la piel a la siguiente zona que va a tratar y repita los pasos 5 y 6 de la sección “Primer uso y prueba de piel” de este capítulo. Después de cada pulso, el aparato tarda hasta 3,5 segundos en estar listo para emitir de nuevo un pulso. El piloto de “listo para emisión de pulso” de la parte posterior del aparato empieza a parpadear para indicar que está cargando. Espere a que el piloto se ilumine de forma continua antes de continuar.

*Consejo para el modelo SC1992: El modelo SC1992 tiene una función de “deslizamiento y pulso”: Para disfrutar de un tratamiento muy eficaz, mantenga pulsado el botón de emisión de pulsos mientras desliza el aparato sobre la piel.*

No trate exactamente la misma zona varias veces durante una sesión, ya que no mejorará la efectividad del tratamiento y aumentará el riesgo de reacciones cutáneas.

- 5** Para evitar que queden zonas sin tratar, asegúrese de que los pulsos se producen cerca uno del otro. Tenga en cuenta que la luz eficaz solo sale por la ventanilla de salida de luz. No obstante, asegúrese siempre de no emitir un pulso en la misma zona dos veces.
- 6** Cuando termine el tratamiento, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para apagar el aparato.
- 7** Compruebe si hay vello o suciedad en la ventanilla de salida de luz y el accesorio para el cuerpo y limpie el aparato tras utilizarlo (consulte el capítulo “Limpieza y mantenimiento”).


## Consejos

### Cómo lograr resultados óptimos

- Es normal que todavía haya vello visible después de los primeros tratamientos (para obtener más información, consulte el apartado “Principio de funcionamiento” del capítulo “Introducción”).
- Para eliminar todo el vello con éxito y evitar que el folículo se vuelva a activar, los tratamientos deben repetirse una vez cada dos semanas durante los primeros dos meses y para entonces su piel ya debe estar suave y sin vello. Para obtener más información sobre cómo mantener estos resultados, lea el apartado “Fase de mantenimiento”.

### Fase de mantenimiento

- Para garantizar que su piel se mantenga suave y sin vello, le recomendamos que repita los tratamientos cada seis semanas. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según su pauta de crecimiento del vello personal y dependiendo de la zona del cuerpo. Si ve que le crece demasiado vello durante cada tratamiento, simplemente vuelva a acortar el intervalo entre los tratamientos, pero no realice el tratamiento con una frecuencia mayor a una vez cada dos semanas. Si utiliza este aparato de manera más frecuente a la indicada, no mejora la efectividad del tratamiento sino que aumenta el riesgo de reacciones cutáneas.



## Instrucciones para el tratamiento

### Duración media del tratamiento

Zona	Duración aprox. del tratamiento
Axilas	1 minuto por axila
Ingles	1 minuto por lado
Ingles completas	4 minutos
Media pierna	8 minutos
Pierna completa	14 minutos

*Nota: Las anteriores duraciones medias del tratamiento se han obtenido durante investigaciones y pruebas. La duración del tratamiento individual puede variar según la persona.*


### Zonas que se van a tratar

El aparato se ha diseñado para tratar el vello no deseado de las axilas, los brazos, la línea alba, la zona del bikini y las piernas. No se debe utilizar en la cara.

### Uso del aparato en las piernas

Compruebe la tabla de intensidades de luz recomendadas en el capítulo "Preparación para su uso", sección "Intensidad de la luz" para determinar qué ajustes son adecuados para sus piernas.

- Puede mover el aparato hacia arriba y hacia abajo en las piernas, lo que le sea más cómodo. Para mantener un contacto total con la piel, también puede colocar y sujetar el aparato sobre la piel hacia los lados.




*Nota: Las zonas huesudas como la tibia y los tobillos son más sensibles que otras zonas del cuerpo. Cuando presione el accesorio para el cuerpo fuerte contra estas zonas, la piel puede ser más susceptible a desarrollar reacciones cutáneas como irritaciones o rojeces. Consulte el apartado "Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas" de este capítulo. Presione el accesorio para el cuerpo contra la piel lo suficientemente fuerte como para activar el piloto de "listo para emisión de pulso", pero no más fuerte.*

### Uso del aparato en la zona del bikini

Compruebe la tabla de intensidades de luz recomendadas en el capítulo "Preparación para su uso", sección "Intensidad de la luz" para determinar qué ajustes son adecuados para la zona del bikini.

En principio, Philips Lumea Essential es un sistema seguro y lo suficientemente suave para tratar completamente la zona del bikini (por ejemplo, para "brasileña" o estilo "Hollywood"). Utilice un ajuste más bajo en la piel de pigmentación más oscura y más sensible de la zona del bikini. No utilice el aparato en los labios interiores, la vagina y el ano. Los hombres que deseen tratar su zona pública no deben utilizar el aparato en el escroto.

*Nota: Por razones de higiene, límpie siempre el accesorio para el cuerpo antes de comenzar a tratar otra zona del cuerpo (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").*



### **Uso del aparato en las axilas**

Compruebe la tabla de intensidades de luz recomendadas en el capítulo "Preparación para su uso", sección "Ajuste de la intensidad de la luz" para determinar qué ajustes son adecuados para sus axilas.

Asegúrese de que elimina cualquier resto de desodorante, perfume, crema u otro producto de cuidado de la piel de las axilas antes del tratamiento.

**Consejo:** *Para lograr unos resultados óptimos en las axilas, colóquese frente a un espejo para tener una buena vista del área que va a tratar y del piloto de "listo para emisión de pulso". Levante el brazo y coloque la mano en la parte posterior del cuello para estirar la piel en la zona de las axilas.*

**Nota:** *La luz reflejada no daña los ojos. Si la luz que se aplica es desagradable, cierre los ojos cuando emita un pulso.*

---

### **Posibles efectos secundarios y reacciones cutáneas**

#### **Reacciones cutáneas comunes:**

- La piel se enrojece ligeramente o siente picor, hormigueo o calor. Esta reacción no provoca ningún daño y desaparece rápidamente.
- Una reacción similar a una quemadura solar aparece en la zona tratada durante un corto tiempo. Si no desaparece después de 3 días, se aconseja consultar con un médico.
- El afeitado o la combinación de afeitado y tratamiento por luz pueden causar piel seca y picores. Esto es inofensivo y desaparece en unos pocos días. Puede enfriar la zona con hielo o con una toallita húmeda. Si la sequedad persiste, puede aplicar una crema hidratante no perfumada en la zona tratada 24 horas después del tratamiento.

#### **Efectos secundarios poco frecuentes:**

- Con muy poca frecuencia pueden aparecer también quemaduras, rojeces excesivas e hinchazones, normalmente como resultado de la utilización de una intensidad de luz que es demasiado alta para su color de piel. Si estas reacciones no desaparecen en 3 días, le aconsejamos que consulte a un médico. Espere a que la piel se haya curado completamente antes de iniciar el siguiente tratamiento y asegúrese de que utiliza una intensidad de luz más baja.
- Decoloración de la piel: esto ocurre en contadas ocasiones. La decoloración de la piel se manifiesta con zonas más oscuras o más claras que la piel que le rodea. Éste es el resultado de utilizar una intensidad de luz demasiado alta para su color de piel. En raras ocasiones (normalmente como resultado de utilizar una intensidad demasiado alta en piel demasiado oscura), los efectos de cambio de pigmentación puede durar más de lo habitual. En todos los casos, los efectos se revierten finalmente. No trate las zonas decoloradas hasta que la decoloración haya desaparecido y la piel haya recuperado su color normal.
- Infección de la piel e inflamación: esto ocurre con muy poca frecuencia y puede estar provocada por la utilización del aparato sobre heridas o cortes que han aparecido debido al afeitado previo, en heridas existentes o vello subcutáneo.

- Dolor excesivo: esto puede suceder durante o después del tratamiento si ha utilizado el aparato sobre la piel sin afeitar, si lo utiliza a una intensidad de luz demasiado alta para su color de piel, si enfoca a la misma zona más de una vez y si lo utiliza en heridas abiertas, inflamaciones, infecciones, tatuajes, quemaduras etc. Para obtener más información consulte el apartado "Contraindicaciones" del capítulo "Importante".

### Después del uso

- No aplique sustancias cosméticas perfumadas en las zonas tratadas inmediatamente después del tratamiento.
- No utilice desodorante inmediatamente después de tratar las axilas. Espere hasta que cualquier enrojecimiento haya desaparecido completamente.
- Para obtener más información sobre la exposición solar y el bronceado artificial, consulte el apartado "Consejos de bronceado" del capítulo "Preparación para su uso".

## Limpieza y mantenimiento

Para garantizar unos resultados óptimos y una mayor vida útil del aparato, límpielo antes y después de cada uso y, si es necesario, también durante el tratamiento. El aparato pierde efectividad si no lo limpia correctamente.



No limpie nunca el aparato ni ninguna de sus piezas directamente bajo el grifo o en el lavavajillas.

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

No arañe la ventanilla de salida de luz ni el marco metálico del interior del accesorio para el cuerpo.

*Nota: Deje de usar el aparato cuando ya no sea posible limpiar la ventanilla de salida de luz ni el accesorio para el cuerpo.*

**1** Apague el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe.

*Nota: La ventanilla de salida de luz se calienta durante el uso. Antes de limpiarla, compruebe que se ha enfriado.*


**2** Para quitar el accesorio para el cuerpo, sujeté las protuberancias de la parte superior e inferior y tire ligeramente.

**3** Si es necesario, limpie la parte exterior del aparato con el paño de limpieza suave suministrado con el aparato.


**4** Humezca el paño suministrado con el aparato con unas gotas de agua y utilícelo para limpiar las siguientes piezas:

- la ventanilla de salida de luz
- la superficie exterior del accesorio para el cuerpo
- el marco metálico del interior del accesorio para el cuerpo

Asegúrese de que los contactos electrónicos no se mojen.



*Nota: Si el agua no limpia de forma efectiva, utilice unas gotas de alcohol con un porcentaje elevado para limpiar las piezas mencionadas anteriormente.*



**Nota:** Asegúrese de que limpia el aparato antes y después de cada uso y, si es necesario, también durante el tratamiento según las instrucciones de este apartado.

## Almacenamiento

- 1** Apague el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe.
- 2** Limpie el aparato antes de guardarlo.
- 3** Guarde el aparato en la funda suministrada a una temperatura entre -20 °C y +70 °C.

**Consejo:** Le recomendamos que guarde la guía de inicio rápido en la funda para consultarla en el futuro.

## Solicitud de accesorios

Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de contacto).

### Repuestos

Las siguientes piezas de repuesto están disponibles:

- Accesorio para el cuerpo
- Adaptador de corriente
- Paño de limpieza
- Funda

## Medio ambiente



- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

## Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) o lea el folleto de garantía mundial independiente.

## Especificaciones técnicas

### Modelos SC1992 y SC1991

Voltaje nominal	100 V-240 V
Frecuencia nominal	50 Hz-60 Hz
Potencia nominal de entrada	24 W
Protección contra descargas eléctricas	Clase II 
Grado de protección	IP 30 (EN 60529)
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: de +15° a +35 °C Humedad relativa: del 30% al 95%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: de -20 °C a +70 °C Humedad relativa: del 5% al 95%
Gama de accesorio para el cuerpo	> 500 nm

### Guía de resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir con el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para consultar una lista de preguntas más frecuentes o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país.

Problema	Possible causa	Solución
El adaptador/ aparato se calienta durante la carga.	Esto es normal.	No es necesario corregir nada.
He encendido el aparato pero no puedo aumentar ni disminuir la intensidad de la luz.	Es necesario reiniciar el aparato.	Para reajustar el aparato, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si sigue sin poder ajustar la intensidad de la luz, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país, con su distribuidor o un centro de servicio Philips.
El piloto de "listo para emisión de pulso" no funciona cuando pongo el aparato sobre la piel.	No ha colocado el aparato sobre la piel correctamente.	Coloque el aparato en un ángulo de 90° sobre la piel, de forma que los 4 laterales del sistema de seguridad integrado toquen la piel. A continuación, compruebe si el piloto de "listo para emisión de pulso" se ilumina de forma continua y pulse el botón de emisión de pulsos.

Problema	Possible causa	Solución
		Si esto no funciona, coloque el aparato en una parte del cuerpo en la que toque fácilmente la piel, por ejemplo, en el antebrazo. Compruebe ahora si el piloto de "listo para emisión de pulso" funciona. Si el piloto de "listo para emisión de pulso" sigue sin empezar a parpadear al colocar el aparato sobre la piel, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país, su distribuidor de Philips o un centro de servicio de Philips.
El piloto de "listo para emisión de pulso" no funciona cuando coloco el accesorio para el cuerpo sobre la piel, pero el ventilador funciona.	La protección contra el sobrecalentamiento se ha activado.	Cuando la protección contra el sobrecalentamiento se activa, el ventilador sigue funcionando. No apague el aparato y deje que se enfrie unos 15 minutos antes de continuar. Despues de 5 minutos, el aparato se apaga automáticamente. Despues de eso, deje que se enfrie otros 10 minutos. Si el piloto de "listo para emisión de pulso" sigue sin funcionar al colocar el aparato sobre la piel, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país, su distribuidor de Philips o un centro de servicio de Philips.
El piloto de "listo para emisión de pulso" se ilumina de forma continua, pero el aparato no emite ningún pulso cuando presiono el botón correspondiente.	Es necesario reiniciar el aparato.	Para reiniciar el aparato, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si el piloto de "listo para emisión de pulso" se ilumina de forma continua pero el aparato sigue sin emitir pulsos al presionar el botón, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, su distribuidor de Philips o un centro de servicio de Philips.
El piloto de intensidad 1 sigue parpadeando y no puedo cambiar el ajuste.	El accesorio para el cuerpo no está bien colocado en el aparato.	Coloque el accesorio para el cuerpo correctamente en el aparato.
Todos los pilotos de intensidad se iluminan alternativamente.	Es necesario reiniciar el aparato.	Para restablecer el aparato, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si los pilotos de intensidad se siguen iluminando alternativamente, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, su distribuidor de Philips o un centro de servicio de Philips.
Todos los pilotos de intensidad parpadean al mismo tiempo.	El aparato está defectuoso.	Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país, con su distribuidor o un centro de servicio Philips.
Sale un olor extraño del aparato.	El accesorio para el cuerpo o el filtro de cristal están sucios.	Limpie el accesorio para el cuerpo y la ventanilla de salida de luz con cuidado. Si no puede limpiar bien el accesorio para el cuerpo, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, su distribuidor de Philips o un centro de servicio de Philips para obtener un nuevo accesorio para el cuerpo.

Problema	Possible causa	Solución
	No ha afeitado la zona que se va a tratar correctamente.	Si queda vello en la zona que va a tratar; podría quemarse al usar el aparato y notará un olor extraño. Afeite la zona a tratar correctamente antes de usar el aparato. Si la piel se irrita con el afeitado, corte el vello al máximo y utilice Lumea Essential con un ajuste cómodo.
	Ha guardado el aparato en un lugar en el que se acumula polvo.	Limpie el aparato y el accesorio para el cuerpo (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").
La piel está más sensible de lo normal durante el tratamiento.	La intensidad de luz que ha elegido es demasiado alta.	Consulte la tabla de color de piel/vello antes de cada uso para asegurarse de seleccionar la intensidad de luz adecuada para cada tratamiento. Si es necesario, seleccione una intensidad de luz inferior.
	No ha afeitado las zonas que se van a tratar.	Afeite las zonas que se van a tratar antes de usar el aparato. Si la piel se irrita con el afeitado, corte el vello al máximo y utilice Lumea Essential con un ajuste cómodo.
	La ventanilla de salida de luz está rota.	Si la ventanilla de salida de luz está rota, no vuelva a utilizar el aparato para evitar riesgos de que se produzcan reacciones cutáneas. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país, su distribuidor de Philips o un centro de servicio de Philips.
El tratamiento me resulta demasiado doloroso.	No ha afeitado las zonas que se van a tratar.	Afeite las zonas que se van a tratar antes de usar el aparato. Si la piel se irrita con el afeitado, corte el vello al máximo y utilice Lumea Essential con un ajuste cómodo.
	Ha tratado una zona contraindicada.	No debe utilizar el aparato en la cara, los labios interiores, la vagina, el ano, los pezones y las aureolas. Los hombres no deben utilizarlo en la cara ni el escroto.
	Ha utilizado un nivel de intensidad demasiado alto para usted.	Reduzca la intensidad de luz a un nivel que le resulte tolerable. Consulte el capítulo "Preparación para su uso", sección "Intensidad de la luz".
	La ventanilla de salida de luz está rota.	Si la ventanilla de salida de luz o el accesorio para el cuerpo están rotos, no utilice más el aparato con el accesorio para el cuerpo. Diríjase a su distribuidor o a un centro de servicio autorizado de Philips, o póngase en contacto el Servicio de Atención al Cliente para sustituir el accesorio para el cuerpo.
	El aparato no es apropiado para el color de su piel o vello.	No use el aparato si su vello es rubio claro, pelirrojo, gris o blanco. Tampoco lo utilice si tiene la piel oscura. Consulte la tabla de color del vello del cuerpo y la piel en la guía rápida.

Problema	Possible causa	Solución
Las zonas tratadas podrían enrojecerse después del tratamiento.	Un ligero enrojecimiento es normal y desaparece rápidamente.	No tiene que preocuparse de nada.
La reacción de la piel tras el tratamiento tarda en desaparecer más de lo normal.	Ha utilizado un nivel de intensidad demasiado alto para usted.	Seleccione una intensidad inferior la próxima vez. Consulte la sección "Intensidad de la luz" del capítulo "Preparación para su uso". Si la reacción de la piel dura más de 3 días, consulte con su médico.
Los resultados de la eliminación del vello no son satisfactorios.	Ha utilizado un nivel de intensidad demasiado bajo para usted.	Realice una prueba de piel para determinar si puede utilizar una intensidad de luz superior (consulte la sección "Primer uso y prueba de piel" del capítulo "Uso del aparato").
	No ha abarcado bien la zona a tratar cuando uso el aparato.	Para que los resultados de eliminación del vello sean óptimos, tiene que abarcar parte de las zonas anteriormente tratadas al usar el aparato. Consulte la sección "Uso posterior", paso 4, del capítulo "Uso del aparato".
	No ha usado el aparato con la frecuencia recomendada.	Para eliminar todo el vello con éxito y evitar que la raíz se vuelva a activar, los tratamientos deben repetirse una vez cada dos semanas durante los primeros dos meses. Para garantizar que su piel se mantenga suave, le recomendamos que repita los tratamientos cada seis semanas. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según su pauta de crecimiento del vello personal y dependiendo de la zona del cuerpo. Si ve que le crece demasiado vello durante cada tratamiento, simplemente vuelva a acortar el intervalo entre los tratamientos, pero no realice el tratamiento con una frecuencia mayor a una vez cada dos semanas. Si utiliza este aparato de manera más frecuente a la indicada, no mejora la efectividad del tratamiento sino que aumenta el riesgo de reacciones cutáneas.
	Responde de manera más lenta al tratamiento IPL que el usuario medio.	Siga utilizando el aparato durante al menos 6 meses, ya que el crecimiento del vello se puede reducir durante este periodo. Tenga en cuenta también las otras soluciones a este problema.
	El aparato no es apropiado para el color de su piel o vello.	No use el aparato si su vello es rubio claro, pelirrojo, gris o blanco. Tampoco lo utilice si tiene la piel oscura. Consulte la tabla de color del vello del cuerpo y la piel en la guía rápida.

Problema	Possible causa	Solución
El vello vuelve a crecer en algunas partes de las zonas tratadas.	No ha abarcado bien la zona a tratar cuando uso el aparato.	Para que los resultados de eliminación del vello sean óptimos, tiene que abarcar parte de las zonas anteriormente tratadas al usar el aparato. Consulte la sección "Uso posterior", paso 4, del capítulo "Uso del aparato".
	El vello vuelve a aparecer como parte de su ciclo natural de crecimiento.	Esto es normal. Como parte natural de su ciclo de crecimiento, el vello volverá a aparecer. Sin embargo, este nuevo vello será más suave y fino.
El aparato no funciona.	El aparato está defectuoso.	Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país, con su distribuidor o un centro de servicio Philips.

## Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

L'épilation à lumière pulsée est l'une des méthodes les plus efficaces pour épiler durablement les poils indésirables. Elle se distingue des méthodes actuelles d'épilation à domicile par sa capacité à réduire considérablement la repousse des poils. Philips s'est investi depuis plus de 15 ans dans la recherche aux côtés de dermatologues de renom. Profitez de cette technologie innovante à domicile.

Cet appareil a été particulièrement conçu et optimisé pour les femmes, mais peut être également utilisé par les hommes.

Philips Lumea Essential permet d'épiler les poils indésirables sur les zones du corps situées en-dessous de la nuque.

Philips Lumea Essential a été conçu pour être utilisé par une seule personne. Pour plus d'informations sur la technologie Philips Lumea Essential, rendez-vous sur [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea). Consultez régulièrement notre page d'accueil pour découvrir les mises à jour.

## Avantages

Cet appareil offre les avantages suivants :

### **Technologie dite de « lumière intense pulsée » ou IPL pour une utilisation à domicile**

Philips Lumea Essential utilise la technologie dite de « lumière intense pulsée » ou IPL, employée depuis quinze ans dans le secteur de l'esthétique professionnelle pour les épilations. Avec Philips Lumea Essential, bénéficiez de cette technologie innovante chez vous.

### **Prévention efficace de la repousse des poils pour une douceur incomparable, jour après jour**

Cette méthode offre une prévention longue durée de la repousse des poils et vous laisse une peau douce comme de la soie. Nos études ont mis en évidence une diminution considérable des poils après seulement 2 séances. Les résultats optimaux ont généralement été obtenus après 4 ou 5 séances. La pilosité diminue visiblement de séance en séance. La rapidité d'apparition de cet effet et la durée du résultat dépendent de l'individu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Pour des résultats optimaux » du chapitre « Utilisation de l'appareil ».

### **Une application tout en douceur, même sur les zones sensibles du corps**


Conçu en étroite collaboration avec des dermatologues de renom, Philips Lumea Essential offre une application efficace et douce, même sur les zones plus sensibles.

### **Aucune pièce de rechange nécessaire, aucun coût caché**

Philips Lumea Essential est équipé d'une lampe haute performance qui n'a pas besoin d'être remplacée. Cette lampe peut produire plus de 100 000 flashes : elle vous permettra d'obtenir des résultats continus sur plus de 5 ans\* et de réaliser des économies sur le remplacement des lampes.

\*Basé sur une utilisation moyenne respectant les fréquences d'utilisation recommandées pour une seule utilisatrice.

## Quel est le principe de fonctionnement de la technologie de lumière intense pulsée de Philips ?



### Cycle de vie du poil

La vitesse de pousse des poils varie en fonction de l'individu, de son âge et de son métabolisme, entre autres facteurs. Toutefois, la pousse des poils s'effectue normalement en 3 phases.

#### 1 Phase de pousse (la phase anagène)


Le poil pousse à la racine. C'est lors de cette phase que la concentration de mélanine, le pigment responsable de la couleur du poil, est la plus élevée. La concentration de mélanine est également déterminante pour l'efficacité de la technologie de lumière intense pulsée. Seuls les poils en phase anagène sont réceptifs à l'exposition à la lumière.

#### 2 Phase de dégradation (phase catagène)

Le poil arrête de pousser; la racine passe en phase de repos, puis le poil tombe.


#### 3 Phase de repos (phase télogène)

Le poil mort se détache de son follicule et tombe. Le follicule reste au repos jusqu'à ce que l'horloge biologique la réactive et lui fasse produire un nouveau poil.



### Principes de fonctionnement de l'appareil

- L'appareil chauffe le poil et la racine sous la peau. La mélanine contenue dans le poil et sa racine absorbe la lumière pulsée émise. Plus le poil est foncé, plus la lumière absorbée est élevée. Ce processus permet au poil de passer en phase de repos.
- Entre les séances, les poils tombent naturellement et la repousse est inhibée. Il peut falloir une ou deux semaines pour que les poils tombent.




- Une épilation optimale nécessite plusieurs séances car seuls les poils en phase anagène sont réceptifs à l'épilation à la lumière, alors qu'une zone donnée de la peau contient des poils à différentes phases du cycle de vie. Pour épiler tous les poils efficacement et à prévenir la repousse, vous devez répéter les séances toutes les deux semaines pendant les deux premiers mois.

Un filtre optique intégré protège votre peau des UV et vous garantit une utilisation sans danger.

### Description générale (fig. 5)

- 1 Voyants d'intensité (1- 5)
- 2 Bouton marche/arrêt
- 3 Voyant « prêt-à-flasher »
- 4 Fentes de ventilation
- 5 Prise de l'appareil
- 6 Bouton Flash
- 7 Ouvertures pour les contacts électriques
- 8 Verre filtrant avec filtre UV intégré



- 9 Contacts électroniques
  - 10 Accessoire corps (pour toutes les parties du corps au-dessous du cou)
  - 11 Cadre métallique intégré à l'accessoire corps
  - 12 Système de sécurité intégré
  - 13 Adaptateur
  - 14 Petite fiche
  - 15 Trousse
- Également inclus : tissu de nettoyage

### **Important**

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

### **Danger**



- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage ! N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide (p. ex. près d'une baignoire remplie d'eau, d'une douche en fonctionnement ou d'une piscine).
- Évitez de mouiller l'appareil et l'adaptateur secteur.
- Si l'appareil est cassé, ne touchez aucun de ses composants internes afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- N'introduisez jamais d'objets dans l'appareil.

### **Avertissement**

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 15 ans. Les adolescentes de 15 à 18 ans peuvent l'utiliser avec l'autorisation et l'aide de leurs parents ou des personnes qui exercent sur elles l'autorité parentale. Les adultes de plus de 19 ans peuvent utiliser cet appareil en toute liberté.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni.
- N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur secteur s'il est endommagé.
- L'adaptateur contient un transformateur. Pour éviter tout accident, n'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur secteur.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
- N'utilisez pas l'appareil si le verre filtrant est cassé.

### **Pour éviter tout dommage :**

- Veillez à ce que rien n'obstrue le flux d'air à travers les fentes de ventilation.
- Ne soumettez jamais l'appareil à des chocs violents, des secousses ou des chutes.
- Lorsque l'appareil passe d'un environnement très froid à un environnement très chaud, et inversement, attendez environ 3 heures avant de l'utiliser.

- Rangez l'appareil dans la pochette fournie pour éviter l'accumulation de poussière.
- Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance. Éteignez impérativement l'appareil après utilisation.
- N'exposez pas l'appareil pendant plusieurs heures aux rayons directs du soleil ou à des rayons UV afin d'éviter tout dommage.
- Ne faites pas fonctionner le flash sur d'autres surfaces que votre peau, car vous pourriez endommager l'accessoire corps et/ou le verre filtrant. Utilisez le flash uniquement lorsque l'appareil est en contact avec la peau.

### **Attention**

---

- N'utilisez jamais l'appareil autour des yeux et près des sourcils afin d'éviter tout risque de lésion oculaire.
- N'utilisez cet appareil qu'avec une intensité adaptée à votre type de peau (voir le tableau à la section « Intensités lumineuses recommandées » du chapitre « Avant utilisation »). Une utilisation avec une intensité supérieure à celle recommandée augmente le risque de réactions cutanées et d'effets secondaires.
- Cet appareil a été conçu uniquement pour épiler les poils indésirables de votre corps situés en dessous du cou. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins.
- Assurez-vous que la peau dans la zone à traiter est propre, sèche et exempte de crème, de lotion et autre produit cosmétique. Si la peau n'est pas propre et sèche, il est possible que le système de sécurité intégré ne fonctionne pas correctement et que l'appareil ne flashe pas ou qu'il flashe accidentellement.

### **Pour une durée de vie optimale de votre Philips Lumea Essential, tenez compte des considérations suivantes :**

- Utilisez votre appareil à une température ambiante comprise entre 15 °C et 35 °C.
- L'appareil est équipé d'une protection anti-surchauffe intégrée. Le flash ne fonctionne pas en cas de surchauffe. N'éteignez pas l'appareil, mais laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de reprendre la séance. Après 5 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Laissez-le alors refroidir pendant 10 minutes supplémentaires.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s'avérer dangereuse pour l'utilisateur.
- N'utilisez pas l'appareil si l'une des situations mentionnées à la section « Contre-indications » s'applique à vous.

### **Champs électromagnétiques (CEM)**

---

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

### **Contre-indications**

#### **Quelles sont les personnes auxquelles Philips Lumea Essential NE convient PAS ?**

Philips Lumea Essential n'est pas destiné à tout le monde. Si l'une des conditions ci-dessous s'applique à vous, **n'utilisez pas** cet appareil !

**N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.**

Philips Lumea Essential n'a pas été testé sur les femmes enceintes. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas utiliser l'appareil si vous êtes enceinte ou si vous allaitez car les modifications hormonales peuvent rendre votre peau plus sensible et augmenter le risque de blessures cutanées.

**N'utilisez jamais l'appareil si la couleur de votre peau et/ou de vos poils n'est pas adaptée, à savoir :**

- Si votre peau est de type V (vous attrapez rarement des coups de soleil, vous bronzez facilement et votre couleur de peau est brun foncé) ou si votre peau est de type VI (vous attrapez rarement, voire jamais, de coups de soleil et vous obtenez un bronzage très foncé ; votre peau est brun/noir ou plus foncée). Dans ce cas, vous risquez d'avoir des réactions cutanées (décolorations, vives rougeurs ou brûlures) lorsque vous utilisez Philips Lumea Essential. Voir également le chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées » et consulter le tableau récapitulatif des intensités lumineuses recommandées dans le guide de mise en route.
- Si la couleur naturelle de vos poils dans les zones de flashage est blond clair, blanc, gris ou roux. La séance ne sera pas efficace.

**N'utilisez jamais l'appareil si vous souffrez d'une des maladies répertoriées ci-dessous :**

- Si vous avez une maladie de peau comme un cancer de la peau actif, si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou un autre cancer localisé dans les zones à flasher.
- Si vous avez des lésions précancéreuses ou plusieurs grains de beauté atypiques dans les zones à flasher.
- Si vous présentez des antécédents de maladie du collagène, y compris des antécédents de formation de cicatrices chéloïdes ou de cicatrisation difficile.
- Si vous présentez des antécédents de troubles vasculaires, tels que varices ou ectasie vasculaire dans les zones à flasher.
- Si votre peau est sensible à la lumière et développe facilement une irritation ou une réaction allergique.
- Si vous souffrez d'infections, d'eczéma, de brûlures, de follicules enflammés, de lacérations ouvertes, d'abrasions, d'herpès simplex, de plaies ou de lésions, d'hématomes, ou que vous avez subi une intervention chirurgicale sur les zones à flasher.
- Si vous avez subi une intervention chirurgicale sur les zones à flasher.
- Si vous souffrez d'épilepsie avec sensibilité aux flashes.
- Si vous souffrez de diabète, de lupus érythémateux, de porphyrie ou d'une maladie cardiaque congestive.
- Si vous présentez un trouble de la coagulation.
- Si vous avez des antécédents de maladie immunodépressive (y compris infection par le VIH ou le SIDA).

**N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes dans l'un des cas suivants :**

- Si vous suivez ou avez suivi récemment un traitement à base d'acides alpha hydroxylés (AHA), d'acides bêta hydroxylés (BHA), d'isotrétinoïne topique et d'acide azélaïque.

- Si vous avez pris toute forme d'isotrétinoïne, comme de l'Accutane® ou du Roaccutane®, au cours des six derniers mois. Cette méthode d'épilation rend la peau plus sujette aux déchirures, plaies et irritations.
- Si vous prenez des analgésiques, qui réduisent la sensibilité de votre peau à la chaleur.
- Si vous prenez des médicaments ou produits photosensibilisants, reportez-vous à leur notice, et n'utilisez en aucun cas l'appareil si cette dernière indique des risques de réaction photo-allergique ou photo-toxique, ou si elle précise qu'il faut éviter une exposition au soleil.
- Si vous prenez des médicaments anticoagulants, y compris de fortes doses d'aspirine, et ne pouvez pas arrêter votre traitement au moins une semaine avant chaque utilisation de Lumea.
- Si vous prenez des immunosuppresseurs.

### **N'utilisez jamais l'appareil sur les zones suivantes :**

- Sur le visage.
- Sur les mamelons, les aréoles, les petites lèvres, le vagin, l'anus et l'intérieur des narines et des oreilles. Voir le chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Utilisation de l'appareil pour l'épilation du maillot ».
- Les hommes ne doivent pas l'utiliser sur le scrotum ou le visage.
- Au-dessus ou près de produits artificiels tels que des implants en silicone, des stimulateurs cardiaques, des points d'entrée d'injection sous-cutanée (pompe à insuline) ou des piercings.
- Sur les grains de beauté, les taches de rousseur, les veines de taille importante, les zones à la pigmentation plus foncée, les cicatrices ou autres anomalies cutanées sans consultation préalable avec un médecin, en raison d'un risque de brûlure ou de modification de la pigmentation, qui rendrait difficile le dépistage d'éventuelles maladies de peau telles que le cancer de la peau.
- Sur des verrues, des tatouages ou un maquillage permanent en raison du risque de brûlure ou de modification de la pigmentation (hypopigmentation ou hyperpigmentation).
- Sur les zones où vous utilisez du déodorant longue durée, car cela pourrait entraîner des réactions cutanées. Reportez-vous à la section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées » du chapitre « Utilisation de l'appareil ».

### **N'utilisez jamais l'appareil sur des coups de soleil ou sur une peau teintée par un bronzage récent (moins de 2 semaines) ou artificiel.**

- Tous les types de bronzage peuvent influer sur la sécurité de la séance, qu'il s'agisse d'une exposition au soleil ou de méthodes de bronzage artificiel telles que crèmes de bronzage, appareils de bronzage, etc. Si vous êtes bronzée ou prévoyez de bronzer, lisez le chapitre « Avant utilisation », section « Conseils de bronzage ».

*Remarque : Cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez consulter votre médecin.*



## Avant utilisation

Pour des résultats optimaux, préparez les zones sur lesquelles vous souhaitez utiliser l'appareil de la manière suivante :

### Préparation des zones à flasher

- 1 Rasez les zones que vous souhaitez flasher tant que vous observez une repousse des poils.

*Remarque : N'utilisez pas de crème dépilatoire pour remplacer le rasage.*

*Remarque : Si votre dernière méthode d'épilation consistait à éliminer les poils à la racine (par exemple épilation électrique), vous pouvez commencer la séance immédiatement. Dans ce cas, nous vous conseillons de vous raser entre les séances pour des résultats optimaux.*

### Sachez que flasher des zones mal ou non rasées entraîne un certain nombre de réactions indésirables :

- Des poils et des saletés peuvent être présents sur le verre filtrant et l'accessoire corps, ce qui peut réduire la durée de vie et l'efficacité de l'appareil. Un verre filtrant non nettoyé peut en outre rendre la séance inconfortable ou entraîner des réactions cutanées telles que rougeurs ou altérations de la pigmentation.
- Les poils présents sur votre peau risquent de brûler et de dégager une odeur désagréable.

- 2 Nettoyez votre peau et assurez-vous qu'elle est débarrassée de tout poil, parfaitement sèche et exempte de substance grasse (comme les résidus de déodorants, laits, parfums, crèmes de bronzage et crèmes solaires).

- 3 Vérifiez l'appareil. Regardez notamment si des poils, de la poussière et des fibres ne sont pas piégés au niveau du verre filtrant ou de l'accessoire corps. En cas de présence de saletés, nettoyez l'appareil en suivant les instructions du chapitre « Nettoyage et entretien ».

Si le rasage provoque des blessures ou des lésions, il est possible que votre peau soit plus sensible à la lumière intense pulsée qu'une peau normale. Le traitement à la lumière intense pulsée peut donc être source d'inconfort ou causer d'autres effets secondaires indésirables. Nous vous conseillons d'attendre que l'irritation ait disparu avant de poursuivre le traitement.


- 4 Une fois que les poils ne repoussent plus, ce qui est généralement le cas après 4-5 séances, vous n'avez plus besoin de vous raser avant utilisation.

### Intensité lumineuse

Contrairement aux appareils professionnels qui utilisent la lumière pulsée, Philips Lumea Essential a été conçu pour un usage domestique et ses impulsions lumineuses sont modérées et permettent une épilation **pratique et efficace**.

Philips Lumea Essential offre cinq intensités lumineuses différentes. Réglez l'intensité lumineuse en fonction de votre couleur de peau et de poils, tout en recherchant un niveau confortable.

Le tableau ci-dessous indique les intensités lumineuses recommandées afin de vous aider à trouver le niveau qui vous convient.



**1** Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer les intensités lumineuses adaptées à votre couleur de peau et de poils.

*Conseil : Vous pouvez poser le tableau disponible dans le guide de mise en route sur votre peau et le comparer avec votre couleur de peau.*

*Conseil : Nous vous conseillons de conserver le guide de mise en route dans la trousse de rangement afin de pouvoir le consulter ultérieurement.*

**2** Réduisez l'intensité lumineuse en cas de douleur ou d'inconfort.

Le risque d'irritation cutanée est plus important pour les personnes à peau foncée car leur peau absorbe plus de lumière. Les faibles intensités sont alors recommandées.

L'impulsion lumineuse peut produire des sensations de chaleur plus ou moins importantes sur la peau. Les différentes parties du corps peuvent nécessiter des intensités lumineuses différentes (voir le tableau ci-dessous). Pour éviter les réactions cutanées, reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées ».

### Intensités lumineuses recommandées (1-5)

Dans le tableau ci-dessous, la croix signifie qu'il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil.

*Remarque : La couleur de votre peau peut varier, par exemple parce que votre peau a été exposée au soleil. Elle peut alors être plus foncée que lors de la séance précédente. Il est par conséquent important de vérifier le réglage à utiliser avant chaque séance et par zone. Certaines zones peuvent être plus foncées que d'autres.*

Couleur des poils :	blond foncé/brun clair/ brun/brun foncé/noir	blanc/gris/roux/blond clair
<i>Couleur et caractéristiques de la peau :</i>		
Blanc (coups de soleil à chaque exposition, aucun bronzage)	4/5	×
Beige (coups de soleil réguliers, léger bronzage)	4/5	×
Brun clair (quelques coups de soleil, bon bronzage)	4/5	×
Brun moyen (rares coups de soleil, bronzage bon et rapide)	1/2/3	×
Brun foncé (rares coups de soleil, très bon bronzage)	×	×
Brun très foncé, noir (coups de soleil rares voire inexistant, bronzage très foncé)	×	×

### Important

Pour savoir si Philips Lumea Essential vous convient, consultez la section « Quelles sont les personnes auxquelles Philips Lumea Essential ne convient pas ? ».

## Conseils de bronzage



### - **Évitez les bains de soleil lorsque vous utilisez régulièrement Philips Lumea Essential (toutes les deux semaines).**

Les bains de soleil peuvent rendre la peau plus foncée (bronzée) ou provoquer des coups de soleil (rougeurs). L'utilisation de Philips Lumea Essential sur une peau foncée (bronzée) et/ou présentant des coups de soleil augmente le risque d'effets secondaires et de réactions cutanées. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées ».

### - **Exposition au soleil avant la séance : attendez 2 semaines et faites un test cutané.**

Après un bain de soleil, attendez au moins 2 semaines avant d'utiliser l'appareil. Faites un test cutané (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Première utilisation et test cutané ») sur la zone à flasher pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous augmentez le risque de développer des réactions cutanées avec Philips Lumea Essential.

### - **Exposition au soleil après la séance : attendez 48 heures avant de vous exposer au soleil après avoir utilisé Philips Lumea Essential.**

Après la séance, attendez au moins 48 heures avant d'exposer les zones flashées au soleil. Même après 48 heures, assurez-vous que la peau ne présente pas d'effets indésirables dus aux flashes avant de l'exposer au soleil. Pendant les deux semaines qui suivent la séance, couvrez les zones flashées quand vous allez au soleil ou utilisez un écran total d'indice SPF 30+. L'exposition au soleil sans protection des zones tout juste flashées accroît le risque d'effets secondaires et de réactions cutanées. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées ».

### - **Bronzage à la lumière artificielle**

Suivez les instructions décrites ci-dessus dans « Exposition au soleil avant la séance » et « Exposition au soleil après la séance ».

### - **Bronzage avec des crèmes**

Si vous avez utilisé une crème de bronzage artificiel, attendez la disparition totale du bronzage artificiel avant d'utiliser Philips Lumea Essential.

*Remarque : Pour plus d'informations sur les réactions cutanées indésirables, reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées ».*

## Utilisation de l'appareil

Consultez le tableau du chapitre « Avant utilisation », section « Intensité lumineuse » pour déterminer les intensités lumineuses les plus recommandées pour votre couleur de peau et de poils.




Rasez la zone à flasher avant d'utiliser l'appareil (voir le chapitre « Avant utilisation », section « Préparation des zones à flasher »).

**Si, à un moment, Lumea provoque une douleur, réduisez l'intensité lumineuse jusqu'à ce que l'utilisation du produit redevienne plus confortable. Si vous remarquez des réactions cutanées plus importantes qu'une légère rougeur, arrêtez immédiatement la séance et lisez la section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées », dans le présent chapitre.**

### Première utilisation et test cutané

Lors de la première utilisation ou après une exposition récente au soleil, nous vous conseillons d'effectuer un test cutané sur **chaque** zone à flasher pour voir comment votre peau réagit et pour vous habituer à cette méthode d'épilation.


- 1** Choisissez une zone proche de celle que vous allez flasher.
  - 2** Insérez la petite fiche dans l'appareil et l'adaptateur secteur dans la prise secteur.
- Remarque : Assurez-vous que l'accessoire corps est placé sur l'appareil.*
- 3** Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.



- Le voyant d'intensité 1 s'allume.


*Remarque : L'appareil sélectionne toujours automatiquement le réglage d'intensité lumineuse le plus bas. Reportez-vous à la section « Intensité lumineuse » du chapitre « Avant utilisation » pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée.*

- 4** Pour modifier le réglage d'intensité lumineuse, appuyez sur le bouton marche/arrêt à une ou plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez atteint le réglage souhaité. Le voyant d'intensité correspondant s'allume.




- 5** Placez l'appareil perpendiculairement à la peau de sorte que l'accessoire corps soit en contact avec la peau.

*Conseil : Pour faciliter l'utilisation, étirez la peau à flasher.*



- ▶ Le voyant « prêt-à-flasher » situé à l'arrière de l'appareil commence à clignoter pour indiquer que l'appareil se prépare à émettre un flash.
- ▶ Lorsque l'appareil est prêt à émettre un flash, le voyant « prêt-à-flasher » s'allume vert de manière continue.



- 6** Appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash.

*Remarque : La lumière visible produite par l'appareil correspond au flash reflété par la peau, et ne représente aucun danger pour vos yeux. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes de protection pendant l'utilisation. Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée de manière à réduire l'impression lumineuse du flash.*

- ▶ Relâchez le bouton du flash une fois que l'appareil a émis un flash.
- ▶ Faites glisser l'appareil sur la peau jusqu'à la zone suivante à flasher. Tant que l'utilisation de Lumea reste sans douleur, augmentez l'intensité d'un niveau dans la plage recommandée pour votre type de peau et appliquez un flash pour chaque intensité. N'appliquez pas plus d'un flash sur une même zone.
- ▶ Lorsque vous avez fini la séance, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.
- ▶ Après ce test, attendez 24 heures et vérifiez si votre peau a réagi. Si elle présente des réactions, lors des utilisations ultérieures, choisissez l'intensité la plus élevée n'ayant pas provoqué de réaction cutanée.

## Utilisation ultérieure

- 1** Avant chaque séance, nettoyez l'accessoire corps, le verre filtrant et le cadre métallique à l'intérieur de l'accessoire corps. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».
- 2** Commencez chaque séance en sélectionnant très soigneusement l'intensité lumineuse en fonction de la sensibilité de votre peau et de votre sensation de confort. Reportez-vous à la section « Intensités lumineuses recommandées » pour sélectionner le réglage adapté à votre type de peau et à la couleur de vos poils.

*Remarque : Pour plusieurs raisons, votre peau peut réagir différemment selon les jours/occasions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées », dans le présent chapitre.*

- 3** Suivez les étapes 2 à 6 de la section précédente (« Avant la première utilisation et test cutané »).

*Remarque : Il est normal que l'appareil et l'accessoire corps chauffent au cours de l'utilisation.*


- 4** Faites glisser l'appareil sur la peau vers la zone suivante à flasher et répétez les étapes 5 et 6 de la section « Première utilisation et test cutané » de ce chapitre. Après chaque flash, il faut attendre jusqu'à 3,5 secondes avant que l'appareil soit de nouveau prêt à flasher. Le voyant « prêt-à-flasher » situé à l'arrière de l'appareil se remet à clignoter pour indiquer que l'appareil est en cours de charge.

Attendez que ce voyant reste allumé avant de poursuivre.

*Conseil pour le SC1992 : Le SC1992 possède une fonctionnalité « Slide and Flash » : pour un traitement plus efficace, maintenez le bouton flash enfoncé pendant que vous faites glisser l'appareil sur votre peau.*

Ne flashez pas plusieurs fois la même zone au cours d'une même séance. Cela n'améliore pas l'efficacité de l'épilation, mais augmente le risque de réactions cutanées.

- 5** Pour vous assurer que toutes les zones sont flashées, veillez à ce que les flashes soient rapprochés. Notez que seule la lumière émise par la fenêtre de diffusion est efficace. Cependant, veillez à ne jamais flasher la même zone deux fois.
- 6** Lorsque vous avez fini la séance, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.
- 7** Vérifiez que des poils et de la poussière ne soient pas présents sur le verre filtrant et l'accessoire corps, et nettoyez l'appareil après utilisation. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».



**Conseils****Pour des résultats optimaux**

- Il est normal que des poils restent visibles après les premières séances. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Introduction », section « Fonctionnement de l'appareil ».
- Pour éliminer efficacement tous les poils et bloquer la réactivation des follicules pileux, les séances doivent être répétées tous les quinze jours pendant les deux premiers mois. Vous aurez alors une peau douce et nette. Pour obtenir des astuces qui vous permettront de prolonger ces résultats, reportez-vous à la section « Phase d'entretien ».

**Phase d'entretien**

- Pour une peau durablement lisse et parfaitement épilée, nous vous recommandons de renouveler les séances toutes les 4 à 6 semaines. La durée entre chaque séance peut varier selon la repousse des poils de chacun et également selon les différentes parties du corps. Si vos poils ont repoussé en abondance entre deux séances, réduisez simplement l'intervalle entre les séances, en veillant toutefois à respecter une fréquence maximale de deux semaines. En choisissant une fréquence supérieure à celle recommandée, vous augmentez le risque de réactions cutanées sans gagner en efficacité.

**Recommandations relatives à la séance****Durée moyenne de la séance**

Zone	Durée approximative d'une séance
Aisselles	1 minute par aisselle
Maillot	1 minute par côté
Bikini	4 minutes
Demi-jambe	8 minutes
Jambe entière	14 minutes

*Remarque : Les durées moyennes des séances indiquées ci-dessus ont été observées au cours de tests et d'études. La durée des séances peut varier d'une personne à l'autre.*

**Zones d'épilation recommandées**

L'appareil a été conçu pour épiler les poils indésirables des aisselles, des bras, du ventre, du maillot et des jambes. Il ne doit pas être utilisé sur le visage.

## Utilisation de l'appareil sur les jambes

Consultez le tableau du chapitre « Avant utilisation », section « Intensité lumineuse » pour déterminer les intensités lumineuses recommandées pour vos jambes.

- Vous pouvez déplacer l'appareil de haut en bas ou de droite à gauche, à votre convenance. Pour maintenir le contact avec la peau, vous pouvez également placer et maintenir l'appareil sur votre peau latéralement.

**Remarque :** *Les zones osseuses telles que le tibia et les chevilles sont plus sensibles que d'autres. Si vous pressez l'accessoire corps très fort sur ces zones, la peau peut être plus susceptible de développer des réactions cutanées comme des irritations ou des rougeurs. Reportez-vous à la section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées », dans le présent chapitre. Pressez l'accessoire corps sur la peau suffisamment fort pour que le voyant « Prêt-à-flasher » s'allume, mais pas plus.*

## Utilisation de l'appareil pour l'épilation du maillot

Consultez le tableau du chapitre « Avant utilisation », section « Intensité lumineuse » pour déterminer les intensités lumineuses recommandées pour le maillot.

En principe, Philips Lumea Essential a été conçu pour épiler entièrement la zone du maillot (style « Brésilien » ou « Hollywood », par exemple) en douceur et en toute sécurité. Utilisez un réglage plus bas sur la peau plus sombre de la zone du maillot. N'utilisez pas l'appareil sur les lèvres intérieures, le vagin et l'anus. Les hommes qui souhaitent flasher leur zone pubienne ne doivent pas utiliser l'appareil sur le scrotum.

**Remarque :** *Pour des raisons d'hygiène, nettoyez toujours l'accessoire corps avant de commencer à flasher une autre partie du corps (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).*



## Utilisation de l'appareil sur les aisselles

Consultez le tableau du chapitre « Avant utilisation », section « Réglage de l'intensité lumineuse » pour déterminer les intensités lumineuses recommandées pour vos aisselles.

Veillez à éliminer soigneusement toute trace de déodorant, parfum, crème ou autre produit d'hygiène de vos aisselles avant de vous flasher.

**Conseil :** *Pour des résultats optimaux, tenez-vous face à un miroir de façon à obtenir une bonne visibilité de la zone à flasher et à bien distinguer le voyant « Prêt-à-flash ». Levez votre bras et placez votre main sur votre nuque pour tendre la peau de l'aisselle.*

**Remarque :** *La lumière réfléchie ne représente aucun danger pour vos yeux. Si elle produit une sensation désagréable, fermez les yeux lorsque vous déclenchez un flash.*



## Éventuels effets secondaires et réactions cutanées

---

### Réactions cutanées courantes :

- Des rougeurs et/ou des fourmillements, des picotements ou une sensation de chaleur sur la peau peuvent apparaître. Cette réaction est bénigne et passagère.
- Une réaction cutanée semblable à un coup de soleil peut apparaître momentanément sur la zone flashée. Si elle persiste plus de trois jours, consultez votre médecin.
- Le rasage ou l'association rasage/utilisation du Lumea peut assécher la peau et provoquer des irritations. Cette réaction est sans danger et disparaît en quelques jours. Vous pouvez rafraîchir la zone avec de la glace ou un gant de toilette mouillé. Si la sécheresse persiste, vous pouvez appliquer une lotion hydratante non parfumée sur la zone flashée 24 heures après l'opération.

### Effets secondaires rares :

- Brûlures, rougeur excessive et enflure : ces réactions se produisent très rarement et sont généralement provoquées par l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre couleur de peau. Si ces réactions persistent plus de trois jours, consultez votre médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.
- Altération de la pigmentation de la peau : ceci survient très rarement. Une altération de la pigmentation de la peau se manifeste par une zone plus claire ou plus sombre que la zone environnante. Ceci peut survenir si vous avez utilisé une intensité lumineuse trop élevée pour votre couleur de peau. Dans de rares cas (généralement le résultat de l'utilisation d'une intensité trop élevée sur une peau trop sombre), les effets d'une altération de la pigmentation de la peau peuvent durer plus longtemps que d'ordinaire. Dans tous les cas, ces effets ne sont pas définitifs. Ne traitez pas des zones dont la pigmentation a été altérée avant que la décoloration ait disparu et que votre peau ait retrouvé sa couleur normale.
- Infection et inflammation cutanées : très rares, elles peuvent être causées par l'utilisation de l'appareil sur des plaies ou des coupures provoquées par le rasage, sur des plaies existantes ou sur des poils incarnés.
- Douleur excessive : celle-ci peut apparaître pendant ou après la séance si vous avez utilisé l'appareil sur une peau non rasée, à une intensité lumineuse trop élevée pour votre couleur de peau, si vous flashez plusieurs fois sur la même zone et si vous utilisez l'appareil sur des plaies ouvertes, inflammations, infections, tatouages, brûlures, etc. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Important », section « Contre-indications ».

### Après utilisation

- N'appliquez pas de produits cosmétiques parfumés sur les zones tout juste flashées.
- N'utilisez pas de déodorant immédiatement après avoir flashé les aisselles. Attendez que les rougeurs aient totalement disparu.
- Pour obtenir des informations sur l'exposition au soleil et le bronzage artificiel, reportez-vous au chapitre « Avant utilisation », section « Conseils de bronzage ».

## Nettoyage et entretien

Pour garantir des résultats optimaux et une longue durée de fonctionnement, nettoyez l'appareil avant et après chaque utilisation et, si nécessaire, pendant la séance. L'appareil perd son efficacité si vous ne le nettoyez pas correctement.



Ne nettoyez jamais l'appareil ou ses composants sous le robinet ou au lave-vaisselle.

N'utilisez jamais d'éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Ne rayez jamais le verre filtrant ou le cadre métallique à l'intérieur de l'accessoire corps.

Remarque : Arrêtez d'utiliser l'appareil lorsqu'il n'est plus possible de nettoyer le verre filtrant ou l'accessoire corps.



- 1 Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.

Remarque : Le verre filtrant chauffe pendant l'utilisation. Assurez-vous qu'il a refroidi avant de le nettoyer.

- 2 Pour retirer l'accessoire corps, saisissez les saillies supérieure et inférieure, et tirez doucement.
- 3 Si nécessaire, nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide du tissu de nettoyage fourni avec l'appareil.
- 4 À l'aide du tissu de nettoyage fourni avec l'appareil, humidifié de quelques gouttes d'eau, nettoyez les pièces suivantes :
  - Le verre filtrant
  - La surface extérieure de l'accessoire corps
  - Le cadre métallique à l'intérieur de l'accessoire corps

Veillez à ne pas mouiller les contacts électriques.

Remarque : Si l'eau n'est pas assez efficace, nettoyez les pièces mentionnées ci-dessus avec quelques gouttes d'alcool fort.



Remarque : Veillez à nettoyer l'appareil avant et après chaque utilisation et, si nécessaire, pendant la séance, en suivant les instructions de cette section.

## Rangement

- 1** Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
- 2** Nettoyez l'appareil avant de le ranger.
- 3** Rangez l'appareil dans la pochette fournie à une température comprise entre -20 °C et +70 °C.

*Conseil : Nous vous conseillons de conserver le guide de mise en route dans la trousse de rangement afin de pouvoir le consulter ultérieurement.*

## Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web **www.shop.philips.com/service** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).

### Pièces de rechange

Les pièces de rechange suivantes sont disponibles :

- Accessoire corps
- Adaptateur
- Tissu de nettoyage
- Trousse

## Environnement



- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

## Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.

## Spécificités techniques

### Modèles SC1992 et SC1991

Tension nominale	100-240V
Fréquence nominale	50-60 Hz
Entrée nominale	24 W
Protection contre les électrocutions	Classe II 
Niveau de protection	IP 30 (EN 60529)
Conditions de fonctionnement	Température : +15 °C à +35 °C Humidité relative : 30 % à 95 %
Conditions de stockage	Température : -20 °C à +70 °C Humidité relative : 5 % à 95 %
Spectre de l'accessoire	> 500 nm

## Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
L'adaptateur/appareil chauffe au cours de la charge.	Ce phénomène est normal.	Aucune action n'est requise.
L'appareil est allumé, mais je ne parviens pas à augmenter ou à diminuer l'intensité lumineuse.	L'appareil doit être réinitialisé.	Pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le, puis rallumez-le. Si vous ne parvenez toujours pas à régler l'intensité lumineuse, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Le voyant « prêt-à-flasher » ne s'allume pas lorsque je place l'appareil sur ma peau.	Vous n'avez pas placé correctement l'appareil sur la peau.	Placez l'appareil perpendiculairement à la peau, de manière à ce que les 4 côtés du système de sécurité intégré touchent la peau, puis vérifiez si le voyant « prêt-à-flasher » reste allumé et appuyez sur le bouton du flash.
		Si le problème n'est pas résolu, placez l'appareil sur une zone de votre corps où il est facile d'établir un bon contact, par exemple sur votre avant-bras, puis vérifiez que le voyant « prêt-à-flasher » fonctionne. Si ce n'est pas le cas alors que l'appareil touche votre peau, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Le voyant « prêt-à-flasher » ne s'allume pas lorsque je place l'accessoire corps sur ma peau, mais le ventilateur fonctionne.	La protection anti-surchauffe a été activée.	Lorsque la protection anti-surchauffe a été activée, le ventilateur continue de fonctionner. N'éteignez pas l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de reprendre l'utilisation. Après 5 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Laissez-le alors refroidir pendant 10 minutes supplémentaires. Si le voyant « prêt-à-flasher » ne s'allume pas lorsque vous placez l'appareil sur votre peau, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Le voyant « prêt-à-flasher » est allumé, mais l'appareil n'émet pas de flash lorsque j'appuie sur le bouton du flash.	L'appareil doit être réinitialisé.	Pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le, puis rallumez-le. Si le voyant « prêt-à-flasher » est allumé, mais que l'appareil n'émet toujours pas de flash lorsque vous appuyez sur le bouton du flash, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Le voyant d'intensité 1 continue de clignoter et je ne parviens pas à modifier le réglage.	L'accessoire corps n'est pas placé correctement sur l'appareil.	Placez correctement l'accessoire corps sur l'appareil.

Problème	Cause possible	Solution
Tous les voyants d'intensité s'allument en alternance.	L'appareil doit être réinitialisé.	Pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le, puis rallumez-le. Si les voyants d'intensité continuent de s'allumer en alternance, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Tous les voyants d'intensité clignotent simultanément.	L'appareil est défectueux.	Contactez le Service Consommateurs de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
L'appareil produit une odeur étrange.	L'accessoire corps et/ou le verre filtrant est sale.	Nettoyez soigneusement l'accessoire corps et le verre filtrant. Si vous ne parvenez pas à le faire, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips pour remplacer l'accessoire corps.
	Vous n'avez pas correctement rasé la zone à flasher.	Si la zone à flasher contient des poils, ceux-ci peuvent brûler au passage de l'appareil, ce qui produit une odeur étrange. Rasiez correctement la zone à flasher avant d'utiliser l'appareil. Si le rasage irrite votre peau, tondez les poils aussi court que possible et utilisez Lumea Essential à une intensité qui vous convient.
	Vous avez rangé l'appareil dans un lieu poussiéreux.	Nettoyez l'appareil et l'accessoire corps (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).
La peau est plus sensible que d'habitude pendant la séance.	L'intensité lumineuse que vous avez choisie est trop élevée.	Consultez le tableau des couleurs de peau/poils avant chaque utilisation, pour être sûr de choisir l'intensité lumineuse la mieux adaptée pour chaque traitement. Si nécessaire, sélectionnez une intensité lumineuse moins élevée.
	Vous n'avez pas rasé les zones à flasher.	Rasiez les zones à flasher avant d'utiliser l'appareil. Si le rasage irrite votre peau, tondez les poils aussi court que possible et utilisez Lumea Essential à une intensité qui vous convient.
	Le verre filtrant est cassé.	Si le verre filtrant est cassé, n'utilisez plus l'appareil afin d'éviter tout risque de réactions cutanées. Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Je ressens une douleur importante lorsque j'utilise l'appareil.	Vous n'avez pas rasé les zones à flasher.	Rasiez les zones à flasher avant d'utiliser l'appareil. Si le rasage irrite votre peau, tondez les poils aussi court que possible et utilisez Lumea Essential à une intensité qui vous convient.
	Vous avez flashé une zone pour laquelle l'appareil n'est pas conçu.	L'appareil ne doit pas être utilisé sur le visage, les petites lèvres, le vagin, l'anus, les mamelons et les aréoles. Les hommes ne doivent pas l'utiliser sur le visage ou le scrotum.

Problème	Cause possible	Solution
	Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop élevée.	Réduisez l'intensité lumineuse à un niveau que vous trouvez confortable. Reportez-vous au chapitre « Avant utilisation », section « Intensité lumineuse ».
	Le verre filtrant est cassé.	Si le verre filtrant ou l'accessoire corps est cassé, n'utilisez plus l'appareil avec cet accessoire. Faites-le remplacer auprès de votre revendeur ou d'un Centre Service Agréé Philips ou contactez le Service Consommateurs Philips.
	L'appareil ne convient pas à votre couleur de peau ou de poils.	N'utilisez pas l'appareil si vos poils sont blond clair, roux, gris ou blancs. N'utilisez pas cet appareil non plus si votre peau est très foncée. Consultez le tableau sur la couleur de peau et de poils dans le guide de mise en route.
Des rougeurs apparaissent sur les zones venant d'être flashées.	Il est normal d'observer de légères rougeurs ; celles-ci disparaissent rapidement.	Aucune action n'est requise.
La réaction cutanée suite à la séance dure plus longtemps qu'en temps normal.	Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop élevée.	Selectionnez une intensité lumineuse moins élevée la prochaine fois. Reportez-vous au chapitre « Avant utilisation », section « Intensité lumineuse ». Si la réaction cutanée persiste plus de 3 jours, contactez votre médecin.
L'épilation n'est pas satisfaisante.	Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop basse.	Faites un test cutané pour déterminer si vous pouvez utiliser une intensité lumineuse plus élevée (reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Première utilisation et test cutané »).
	Vous n'avez pas ménagé des chevauchements suffisants lorsque vous avez utilisé l'appareil.	Pour épiler correctement les poils, vous devez passer l'appareil de manière à ce que les zones flashées se chevauchent. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Utilisation ultérieure », étape 4.
	Vous n'utilisez pas l'appareil aussi souvent que nous le recommandons.	Pour réussir à épiler tous les poils et prévenir la réactivation des racines, les séances doivent être répétées toutes les deux semaines pendant les deux premiers mois. Pour une peau durablement douce, nous vous recommandons de renouveler les séances toutes les quatre à six semaines. La durée entre chaque séance peut varier selon la repousse des poils de chacun et également selon les différentes parties du corps. Si vos poils ont repoussé en abondance entre deux séances, réduisez simplement l'intervalle entre les séances, en veillant toutefois à respecter une fréquence maximale de deux semaines. En choisissant une fréquence supérieure à celle recommandée, vous augmentez le risque de réactions cutanées sans gagner en efficacité.

Problème	Cause possible	Solution
	Vous répondez au traitement par lumière intense pulsée plus lentement qu'un utilisateur moyen.	Continuez à utiliser l'appareil pendant au moins 6 mois, car le phénomène de ralentissement de la repousse des poils peut prendre plus de temps. Prenez également en compte les autres solutions à ce problème.
	L'appareil ne convient pas à votre couleur de peau ou de poils.	N'utilisez pas l'appareil si vos poils sont blond clair, roux, gris ou blancs. N'utilisez pas cet appareil non plus si votre peau est très foncée. Consultez le tableau sur la couleur de peau et de poils dans le guide de mise en route.
Les poils commencent à repousser sur certains points des zones flashées.	Vous n'avez pas ménagé des chevauchements suffisants lorsque vous avez utilisé l'appareil.	Pour épiler correctement les poils, vous devez passer l'appareil de manière à ce que les zones flashées se chevauchent. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Utilisation ultérieure », étape 4.
	Les poils repoussent dans le cadre de leur cycle de vie normal.	La repousse fait partie du cycle de vie normal des poils. Toutefois, les poils qui repoussent sont généralement plus fins et doux.
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil est défectueux.	Contactez le Service Consommateurs de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.

## Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

A remoção de pêlos com base na luz é um dos métodos mais eficazes para eliminar pêlos corporais indesejados com os resultados mais duradouros. Este é diferente dos métodos de remoção de pêlos domésticos actuais porque reduz significativamente o reaparecimento dos pêlos. A Philips investiga este método em colaboração com os melhores dermatologistas há mais de 15 anos. Agora pode utilizar esta tecnologia inovadora confortavelmente na privacidade da sua casa, sempre que desejar.

Este aparelho foi concebido especificamente e optimizado para a utilização por mulheres, mas também pode ser utilizado por homens.

O sistema Philips Lumea Essencial permite o tratamento de pêlos indesejáveis em zonas corporais abaixo da linha do pescoço.

O sistema Philips Lumea Essencial foi concebido para ser utilizado apenas por uma pessoa.

Para mais informações sobre o sistema Philips Lumea Essencial, consulte [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea). Visite regularmente a nossa página inicial para verificar a existência de actualizações.

## Vantagens

Este aparelho tem as seguintes vantagens:

### Tecnologia de Luz Pulsada Intensa (IPL) para utilização doméstica

O sistema Philips Lumea Essencial utiliza uma tecnologia à base de luz denominada "Luz Pulsada Intensa" (IPL). A IPL também é utilizada na estética profissional para remoção de pêlos e já é utilizada há quinze anos. Com o sistema Philips Lumea Essencial, esta tecnologia inovadora chega agora ao conforto da sua casa.

### Prevenção eficaz do reaparecimento do pelo para uma suavidade diária

Este método proporciona-lhe uma inibição duradoura do crescimento do pelo e uma pele suave e sedosa. Os nossos estudos demonstraram uma redução significativa dos pêlos após dois tratamentos. Regra geral, os resultados ideais foram alcançados após quatro a cinco tratamentos. A redução da densidade dos pêlos é visível após cada tratamento. A velocidade a que o efeito se torna visível e a durabilidade dos resultados varia de pessoa para pessoa. Para mais informações, consulte a secção "Como obter os melhores resultados" no capítulo "Utilizar o aparelho".

### Tratamento suave, mesmo em zonas do corpo sensíveis





O sistema Philips Lumea Essencial foi desenvolvido em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para um tratamento eficaz e suave, mesmo nas zonas corporais mais sensíveis.

## Não necessita de peças de substituição, sem custos ocultos

O sistema Philips Lumea Essencial está equipado com uma lâmpada de alto desempenho que não requer substituição. Esta lâmpada pode gerar mais de 100 000 impulsos de luz e permitir uma manutenção contínua dos resultados durante mais de 5 anos\*, enquanto poupa dinheiro em lâmpadas de substituição dispendiosas.

\*Com base num cenário de utilização médio e no regime de tratamentos recomendado para um utilizador.

## Como funciona a tecnologia de Luz Pulsada Intensa da Philips



### Crescimento do pêlo

O crescimento do pêlo difere de pessoa para pessoa, dependendo da idade, do metabolismo e de outros factores. No entanto, os pêlos de todas as pessoas crescem, normalmente, em 3 fases.

#### 1 Fase de crescimento (fase anagénica)

O pêlo cresce activamente a partir da raiz. Nesta fase, a concentração de melanina está no seu pico. A melanina é responsável pela pigmentação do pêlo. A concentração de melanina também é um factor determinante para a eficácia da tecnologia da luz pulsada intensa. Apenas os pêlos na fase de crescimento são susceptíveis ao tratamento com luz.

#### 2 Fase de degradação (fase catagénica)

O crescimento do pêlo pára e a raiz encolhe antes do pêlo cair.

#### 3 Fase de repouso (fase telogénica)

O pêlo antigo separa-se do folículo do pêlo e cai. O folículo permanece em descanso até o relógio biológico lhe indicar que se torne activo novamente e dar origem a um novo pêlo.

### Princípio de funcionamento

- O aparelho funciona através do aquecimento do pêlo e da raiz por baixo da pele. A melanina no pêlo e na raiz absorvem os impulsos de luz libertados. Quanto mais escura for a cor do pêlo, mais luz pode ser absorvida. Este processo estimula o pêlo a entrar na fase de repouso.
- Entre os tratamentos, o pêlo cai naturalmente e o seu crescimento é evitado. Os pêlos podem demorar uma ou duas semanas a cair.

- Não é possível alcançar a remoção total dos pêlos numa única sessão, uma vez que apenas os pêlos na fase de crescimento são susceptíveis ao tratamento com luz. Durante o tratamento, os pêlos na zona tratada estão, normalmente, em diferentes fases do ciclo do crescimento do pêlo. Para tratar eficazmente todos os pêlos, tem de repetir o tratamento a cada duas semanas, durante os dois primeiros meses.

Um filtro óptico integrado assegura que a luz UV não alcança a pele e garante que o aparelho seja seguro para a mesma.

**Descrição geral (fig. 5)**

- 1 Luzes de intensidade (1- 5)
  - 2 Botão ligar/desligar
  - 3 Luz "Pronto para pulsar"
  - 4 Aberturas de ventilação
  - 5 Tomada do aparelho
  - 6 Botão de luz pulsada
  - 7 Aberturas para contactos electrónicos
  - 8 Janela de saída da luz com filtro UV integrado
  - 9 Contactos electrónicos
  - 10 Acessório corporal (adequado para todas as zonas do corpo abaixo do pescoço)
  - 11 Estrutura metálica dentro do acessório corporal
  - 12 Sistema de segurança integrado
  - 13 Transformador
  - 14 Ficha pequena
  - 15 Bolsa
- Também inclui: pano de limpeza

**Importante**

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

**Perigo**

- A água e a electricidade são uma combinação perigosa! Não utilize este aparelho em ambientes húmidos (por ex., junto de uma banheira com água, um chuveiro em funcionamento ou junto a uma piscina cheia).
- Mantenha o aparelho e o transformador secos.
- Se o aparelho estiver avariado, não toque em nenhuma peça interior para evitar choques eléctricos.
- Nunca introduza nenhum objecto no aparelho.

**Aviso**

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- O aparelho não se destina a crianças com idade inferior a 15 anos. Adolescentes com idades entre os 15 e os 18 anos podem utilizar o aparelho com a autorização e/ou auxílio dos pais ou de pessoas com poder parental sobre eles. Adultos com idade superior a 19 anos podem utilizar o aparelho livremente.
- Utilize apenas o adaptador fornecido.
- Não utilize o aparelho ou o transformador se estiverem danificados.
- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.

- Se o transformador se danificar; só deverá ser substituído por uma peça de origem para evitar situações de perigo.
- Não utilize o aparelho se o vidro da janela de saída da luz estiver partido.

### **Para evitar danos**

- Certifique-se de que não existem obstruções ao fluxo do ar nas ranhuras de ventilação.
- Nunca sujeitar o aparelho a choques pesados, nem agitar ou deixar cair.
- Se transportar o aparelho de ambientes muito frios para ambientes muito quentes ou vice-versa, aguarde cerca de 3 horas antes de utilizá-lo.
- Guarde o aparelho na bolsa fornecida para o proteger contra o pó.
- Nunca deixar o aparelho sem supervisão enquanto estiver ligado. Desligar sempre o aparelho após a utilização.
- Não exponha o aparelho à luz solar directa ou a luz UV durante várias horas para evitar danos.
- Não aplique impulsos de luz sobre outras superfícies, excepto a pele. Isto pode causar danos graves no acessório corporal e/ou na janela de saída da luz. Aplique impulsos de luz apenas quando o aparelho está em contacto com a pele.

### **Cuidado**

---

- Nunca utilize o aparelho na área à volta dos olhos e próximo das sobrancelhas para evitar danos na visão.
- Utilize este aparelho apenas em definições adequada para o seu tipo de pele (consulte a tabela na secção "Intensidades de luz recomendadas" do capítulo "Preparar para a utilização"). Uma utilização em definições superiores às recomendadas pode aumentar o risco de reacções da pele e efeitos secundários.
- Este aparelho destina-se unicamente a remover pêlo humano indesejado de zonas abaixo do pescoço. Não o utilize para outras finalidades.
- Certifique-se de que a pele na zona a ser tratada está limpa, seca e sem de cremes, loções e outros cosméticos. Se a pele não se encontrar limpa e seca, o sistema de segurança integrado poderá não funcionar como pretendido e o aparelho poderá não aplicar impulsos ou aplicá-los inadvertidamente.

### **Tenha em atenção os seguintes pontos para evitar uma redução da duração do sistema Philips Lumea Essencial:**

- Não exponha o aparelho a temperaturas ambiente inferiores a 15 °C ou superiores a 35 °C durante a utilização.
- O aparelho está equipado com uma protecção contra sobreaquecimento incorporada. Se o aparelho sobreaquecer, este não aplica impulsos de luz. Não desligue o aparelho, deixe-o arrefecer durante cerca de 15 minutos antes de continuar com o tratamento. Depois de decorridos 5 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente. Em seguida, deixe-o arrefecer durante mais 10 minutos.
- Para verificações ou reparações, dirija-se sempre a um centro de assistência autorizado pela Philips. As reparações efectuadas por pessoal não qualificado podem originar situações extremamente perigosas para o utilizador.
- Não utilize o aparelho se uma das situações mencionadas na secção "Contra-indicações" se aplicar a si.

## Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

### Contra-indicações

#### **O sistema Philips Lumea Essencial NÃO é adequado para quem?**

O sistema Philips Lumea Essencial não se destina a todas as pessoas. Se algumas das seguintes afirmações se aplicar a si, este aparelho **não** é adequado para si!

#### **Não utilize o aparelho se estiver grávida ou a amamentar.**

O sistema Philips Lumea Essencial não foi testado em mulheres grávidas e, por esse motivo, aconselhamos que não utilize o aparelho se estiver grávida ou a amamentar. As alterações hormonais poderão aumentar a sensibilidade da sua pele e o risco de ferimentos na mesma.

#### **Não utilize o aparelho se tiver uma cor inadequada de pele e/ou de pêlo, isto é:**

- Se a sua pele for do tipo V (raramente apresenta queimaduras solares, bronzeia com facilidade e o seu tom de pele é moreno escuro) ou do tipo VI (raramente ou nunca apresenta queimaduras solares e tem um bronzeado muito escuro; o seu tom de pele é castanho muito escuro ou negro). Neste caso, tem um elevado risco de desenvolver reacções da pele, como descolorações da pele, vermelhidão intensa ou queimaduras, se utilizar o sistema Philips Lumea Essencial. Consulte também o capítulo “Utilizar o aparelho”, secção “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele” e consulte a “Tabela das intensidades de luz recomendadas” no guia de início rápido.
- Se o tom natural do pêlo nas áreas de tratamento for loiro claro, branco, grisalho ou ruivo, o tratamento não será eficaz.

#### **Nunca utilize o aparelho se sofrer de uma das doenças listadas abaixo, ou seja:**

- Se tiver uma doença de pele, como um cancro de pele activo, se tiver um historial de cancro de pele ou qualquer outro cancro localizado nas zonas a tratar.
- Se tiver lesões pré-cancerígenas ou sinais atípicos nas zonas a tratar.
- Se tiver um histórico de perturbações do colagénio, incluindo um histórico de formação de cicatrizes quelóides ou um histórico de cicatrização de feridas deficiente.
- Se tiver um histórico de perturbações vasculares, tais como a presença de veias varicosas ou ectasia vascular nas zonas a tratar.
- Se a sua pele for sensível à luz e desenvolver facilmente uma erupção ou reacção alérgica.
- Se tiver infecções, eczemas, queimaduras, inflamações dos folículos dos pêlos, lacerações abertas, abrasões, herpes, feridas ou lesões e hematomas nas zonas a tratar.
- Se tiver sido submetido a cirurgias nas áreas a tratar.
- Se tiver epilepsia com sensibilidade à luz pulsada.
- Se tiver diabetes, lúpus ertematoso, porfiria ou doença cardíaca congestiva.
- Se tiver qualquer perturbação hemorrágica.
- Se tiver um histórico de doença imunossupressora (incluindo infecção por HIV ou SIDA).

**Nunca utilize o aparelho se tomar algumas das medicações listadas abaixo, ou seja:**

- Se a sua pele estiver a ser tratada actualmente ou tiver sido recentemente tratada com Alfa-Hidroxiácidos (AHA), Ácidos Hidroxibeta (BHA), isotretinoína tópica e ácido azelaico.
- Se tiver tomado alguma forma de isotretinoína, como Accutane® ou Roaccutane® nos últimos seis meses. Este tratamento pode tornar a pele mais susceptível a gretas, feridas e irritações.
- Se tomar analgésicos que reduzem a sensibilidade da pele ao calor.
- Se estiver a tomar agentes ou medicação fotossensíveis, consulte a literatura inclusa dos seus medicamentos e nunca utilize o aparelho se for indicado que poderá provocar reacções fotoalérgicas, reacções fototóxicas ou se tiver de evitar a exposição solar durante a utilização deste medicamento.
- Se tomar anticoagulantes, incluindo a utilização intensa de aspirina de uma forma que não permita uma interrupção da utilização, no mínimo, uma semana antes de cada tratamento com o sistema Lumea.
- Se tomar medicação imunossupressora.

**Nunca utilize o aparelho nas seguintes áreas:**

- No rosto.
- Nos mamilos, aréolas, pequenos lábios, vagina, ânus e o interior das narinas e orelhas. Consulte o capítulo “Utilizar o aparelho”, secção “Utilizar o aparelho na linha do biquíni”.
- Os homens não devem utilizá-lo no escroto e no rosto.
- Sobre ou perto de componentes artificiais como implantes de silicone, pacemakers, portas de injecção subcutâneas (doseador de insulina) ou piercings.
- Em sinais, sardas, veias grandes, zonas com pigmentação mais escura, cicatrizes ou outras anomalias da pele sem consultar o seu médico. Caso contrário, pode resultar numa queimadura ou mudança de cor da pele, o que pode dificultar significativamente a identificação de doenças de pele (por exemplo, cancro da pele).
- Em verrugas, tatuagens ou maquilhagem permanente. Isto pode resultar em queimaduras ou numa mudança de cor (hipopigmentação e hiperpigmentação).
- Em zonas onde utiliza desodorizantes de longa duração. Isto pode provocar reacções da pele. Consulte o capítulo “Utilizar o aparelho”, secção “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele”.

**Nunca utilize o aparelho sobre uma queimadura solar e pele recentemente bronzeada ao sol (últimas 2 semanas) ou com métodos artificiais**

- Todos os tipos de bronzeamento podem influenciar a segurança do tratamento. Isto aplica-se à exposição à luz natural do sol, bem como aos métodos de bronzeamento artificial, como loções bronzeadoras, aparelhos para bronzear, etc. Se estiver bronzeado ou estiver a planejar bronzear-se, consulte o capítulo “Preparação para a utilização”, secção “Conselhos de bronzeamento”.

***Nota: Esta lista não é exaustiva. Se não tiver a certeza se pode utilizar o aparelho, aconselhamo-lo a consultar um médico.***



## Preparar para a utilização

Para obter os melhores resultados, prepare as áreas onde pretende utilizar o aparelho da forma descrita em seguida.

### Preparar as áreas de tratamento

- Corte o pêlo com uma lâmina nas zonas que pretende tratar enquanto verificar crescimento do pêlo.

*Nota: Não utilize cremes depilatórios em vez do corte com lâmina.*

*Nota: Se o seu último método de depilação utilizado envolveu a remoção de pêlos pela raiz (p. ex., utilização de uma depiladora), pode iniciar o tratamento de imediato. Neste caso, aconselhamos que corte os pêlos com uma lâmina entre os tratamentos de modo a obter resultados perfeitos.*

**Tenha em atenção que o tratamento em áreas cujo pêlo não foi cortado ou foi cortado incorrectamente tem vários efeitos indesejados:**


- A janela de saída da luz e o acessório corporal podem ser contaminados com pêlos soltos e sujidade. Uma janela de saída da luz e um acessório corporal contaminados podem reduzir a vida útil e a eficácia do aparelho. A contaminação da janela de saída da luz também pode tornar o tratamento doloroso ou provocar reacções da pele, como vermelhidão e descoloração.
  - Os pêlos na sua pele podem ser queimados, o que pode provocar um odor desagradável.
- Limpe a pele e certifique-se de que esta não tem pêlos, está completamente seca e sem resíduos gordurosos (por exemplo, vestígios de desodorizantes, loções, perfumes, creme bronzeadores e protectores solares).
  - Verifique se o aparelho - especialmente a janela de saída da luz e o acessório corporal - tem pêlos, pó ou fibras presos. Se encontrar algum tipo de contaminação, limpe o aparelho de acordo com as instruções no capítulo “Limpeza e manutenção”.

Se o corte dos pêlos com uma lâmina provocar ferimentos ou lesões, a sua pele pode ser mais sensível à tecnologia IPL do que a de outros utilizadores. Isto poderá fazer com que o tratamento por IPL seja desconfortável ou poderá resultar em outros efeitos secundários indesejáveis. Recomendamos que aguarde até que a irritação tenha desaparecido.

- Depois dos pêlos pararem de crescer, o que normalmente acontece após 4 a 5 tratamentos, não terá de voltar a cortar o pêlo antes de utilizar o aparelho.

### Intensidade da luz

Ao contrário dos aparelhos à base de luz profissionais, o sistema Philips Lumea Essencial foi desenvolvido para utilização doméstica do consumidor e os seus impulsos de luz são mais delicados. Consequentemente, pode contar com um tratamento **cómodo** e **eficaz** a uma intensidade de luz que considerar confortável.



O sistema Philips Lumea Essencial fornece cinco intensidades de luz diferentes. Ajuste a intensidade da luz ao tom da sua pele, à cor do seu pêlo e a um nível confortável para si.

A tabela das intensidades de luz recomendadas apresentada abaixo ajuda-o a determinar a intensidade da luz correcta.

**1 Consulte a tabela abaixo para determinar quais intensidades da luz são apropriadas para o seu tom de pele e cor do pêlo.**

*Sugestão: Pode colocar a tabela incluída no guia de início rápido junto à pele e compará-la com a sua cor de pele.*

*Sugestão: Recomendamos que guarde o guia de início rápido na bolsa para referência futura.*

**2 Reduza a intensidade da luz se sentir dor ou desconforto.**

As pessoas com pele mais escura têm maior risco de irritação da pele, uma vez que a sua pele absorve mais luz. Consequentemente, são recomendadas intensidades de luz mais reduzidas para pessoas com a pele mais escura.

O impulso de luz pode provocar calor na pele, mas nunca deve provocar dor. Diferentes zonas corporais exigem intensidades de luz diferentes, consulte a tabela abaixo. Para evitar reacções da pele, consulte o capítulo “Utilizar o aparelho”, secção “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele”.

**Intensidades de luz recomendadas (1-5)**

Na tabela abaixo, “x” significa que o aparelho não é adequado para si.

*Nota: O tom da sua pele pode mudar, por exemplo devido ao seu bronzeamento. Esta pode estar mais escura do que no tratamento anterior. Por isso, é importante que verifique a definição a utilizar antes de cada tratamento e em cada zona. Algumas zonas podem ser mais escuras do que outras.*

Cor do pêlo:	Louro escuro/castanho claro/castanho/castanho escuro/preto	branco/grisalho/ruivo/louro claro
--------------	--	-----------------------------------

**Tons e características da pele:**

Branco (queima sempre com o sol, não bronzeia)	4/5	x
Bege (queima facilmente, bronzeado mínimo)	4/5	x
Castanho claro (por vezes queima, bom bronzeado)	4/5	x
Castanho médio (raramente queima, bom bronzeado e rápido)	1/2/3	x
Castanho escuro (raramente queima, bronzeado muito bom)	x	x
Castanho escuro e preta (raramente ou nunca queima, bronzeado muito escuro)	x	x

**Importante**

Para verificar se o sistema Philips Lumea Essencial é adequado para si, consulte a secção "O sistema Philips Lumea Essencial não é adequado para quem?".

**Conselhos de bronzeamento**

- **Evite expor-se ao sol quando utilizar o sistema Philips Lumea Essencial regularmente (a cada duas semanas).**

A exposição solar pode provocar o escurecimento da pele (bronzeamento) ou provocar queimaduras solares (vermelhidão na pele). A utilização do sistema Philips Lumea Essencial em pele escurecida (bronzeada) e/ou pele queimada pelo sol aumenta o risco de efeitos secundários adversos e de reacções da pele. Consulte o capítulo "Utilizar o aparelho", secção "Possíveis efeitos secundários e reacções da pele".

- **Exposição solar antes do tratamento: aguarde 2 semanas e efectue um teste de pele.**

Aguarde, no mínimo, 2 semanas depois da exposição solar antes de utilizar o aparelho. Efectue um teste de pele (consulte o capítulo "Utilizar o aparelho", secção "Primeira utilização e teste de pele") na área a tratar para determinar a intensidade de luz apropriada. Se não o fizer, aumenta o risco de desenvolver reacções da pele após o tratamento com o sistema Philips Lumea Essencial.

- **Exposição solar depois do tratamento: aguarde 48 horas antes de se expor ao sol depois do tratamento com o sistema Philips Lumea Essencial.**

Aguarde, no mínimo, 48 horas após o tratamento antes de expor as áreas tratadas ao sol. Mesmo depois de decorridas 48 horas, certifique-se de que a pele tratada já não apresenta reacções adversas ao tratamento, antes de se expor ao sol. Cubra as áreas tratadas antes de se expor ao sol ou utilize um protector solar total (SPF 30+) nas duas semanas posteriores ao tratamento. A exposição solar das áreas tratadas imediatamente após o tratamento sem qualquer protecção aumenta o risco de efeitos secundários adversos e de reacções da pele. Consulte o capítulo "Utilizar o aparelho", secção "Possíveis efeitos secundários e reacções da pele".

- **Bronzeamento com luz artificial**

Siga as instruções fornecidas anteriormente em "Exposição solar antes do tratamento" e "Exposição solar após o tratamento".

- **Bronzeamento com cremes**

Se tiver utilizado uma loção bronzeadora artificial, aguarde até o bronzeado artificial desaparecer totalmente antes de utilizar o sistema Philips Lumea Essencial.

*Nota: Para mais detalhes sobre reacções indesejadas da pele, consulte o capítulo "Utilizar o aparelho", secção "Possíveis efeitos secundários e reacções da pele".*


**Utilizar o aparelho**

Verifique a tabela das intensidades de luz recomendadas no capítulo "Preparar para a utilização", secção "Intensidade da luz" para determinar quais intensidades da luz são mais adequadas ao seu tom de pele e cor dos pêlos corporais.

Corte o pelo da área que pretende tratar antes de utilizar o aparelho (consulte o capítulo "Preparar para a utilização", secção "Preparar as áreas de tratamento").


Se o tratamento se tornar doloroso em qualquer momento, reduza a regulação da intensidade da luz até o tratamento ser novamente confortável. Se detectar reacções da pele mais intensas do que uma leve vermelhidão, pare o tratamento de imediato e leia a secção "Possíveis efeitos secundários e reacções da pele" neste capítulo.

### Primeira utilização e teste de pele



Quando utiliza o aparelho pela primeira vez ou após um bronzeamento recente, recomendamos que efectue um teste na pele em **cada** zona a tratar para verificar a reacção da pele ao tratamento e para se habituar ao tratamento à base de luz.

- 1 Escolha uma área próxima da zona que pretende tratar.
- 2 Introduza a ficha pequena no aparelho e coloque o adaptador na tomada eléctrica.
- Nota: Assegure-se de que o acessório corporal está colocado no aparelho.
- 3 Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho.





- A luz de intensidade 1 acende-se.

Nota: O aparelho selecciona sempre automaticamente a definição mais baixa da intensidade da luz. Consulte a secção "Intensidade da luz" no capítulo "Preparar para a utilização" para determinar a intensidade da luz apropriada.


- 4 Para ajustar a definição da intensidade da luz, prima o botão ligar/desligar uma ou mais vezes até alcançar a definição necessária. A intensidade de luz correspondente acende-se.
- 5 Coloque o aparelho a um ângulo de 90° sobre a pele para que o acessório corporal fique em contacto com a pele.

Sugestão: Para uma utilização mais fácil, estique a zona da pele que pretende tratar.





- ▶ A luz “pronto a pulsar” na parte posterior do aparelho fica intermitente para indicar que o aparelho se está a preparar para aplicar um impulso de luz.
- ▶ Quando o aparelho está pronto para aplicar um impulso, a luz “pronto a pulsar” permanece continuamente acesa a verde.



**6** Prima o botão de impulso para libertar um impulso de luz.

*Nota: A luz visível produzida pelo aparelho é o reflexo do impulso de luz sobre a pele e é inofensiva para os seus olhos. Não é necessário usar óculos de protecção durante a utilização. Utilize o aparelho numa divisão bem iluminada; isto reduz o brilho perceptível do impulso de luz.*

- 7** Solte o botão de impulso assim que o aparelho aplicar o impulso de luz.
- 8** Deslize o aparelho sobre a pele até à próxima área a tratar. Enquanto o tratamento for confortável (não doloroso), aumente um nível da definição dentro do intervalo recomendado para o seu tipo de pele e aplique um impulso de luz para cada definição. Não aplique vários impulsos de luz na mesma área.
- 9** Quando terminar o tratamento, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 2 segundos para desligar o aparelho.
- 10** Depois do teste da pele, aguarde 24 horas e verifique se a sua pele tem alguma reacção. Se a pele apresentar reacções, seleccione a definição mais alta que não provocou nenhuma reacção na pele para as utilizações seguintes.

### Utilizações seguintes

- 1** Antes de cada tratamento, limpe o acessório corporal, a janela de saída da luz e a estrutura metálica dentro do acessório corporal. Para mais informações, consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”.
- 2** Comece cada tratamento seleccionando cuidadosamente a intensidade de luz, com base na sensibilidade da sua pele e no conforto que sente durante o tratamento. Consulte a secção “Intensidades da luz recomendadas” para seleccionar a definição certa para a sua combinação de tipo de pele e cor de pêlo.

*Nota: A sua pele pode reagir de diferentes formas em diferentes dias/ocasiões por inúmeras razões. Consulte a secção “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele” neste capítulo para obter mais informações.*

- 3** Siga os passos 2-6 da secção anterior (“Primeira utilização e teste de pele”).

*Nota: É normal que o aparelho e o acessório corporal aqueçam durante a utilização.*

- 4** Deslize o aparelho sobre a pele até à próxima zona a tratar e repita os passos 5 e 6 da secção “Primeira utilização e teste de pele” neste capítulo. Depois de cada impulso de luz, demora até 3,5 segundos até o aparelho estar pronto para aplicar um novo impulso. A luz “pronto a pulsar” na parte posterior do aparelho fica novamente intermitente para indicar que este está a carregar. Aguarde até esta luz permanecer continuamente acesa antes de continuar.

*Sugestão para SC1992: O SC1992 possui uma funcionalidade de “deslocação e impulso”: para um tratamento mais eficiente, mantenha o botão de impulso premido enquanto deslocar o aparelho sobre a sua pele.*

Não trate exactamente a mesma área várias vezes durante uma sessão. Isto não melhora a eficácia do aparelho, mas aumenta o risco de reacções da pele.

- 5** Para evitar zonas não tratadas, certifique-se de que os impulsos são produzidos juntos uns aos outros. Tenha em atenção que luz efectiva só sai pela janela de saída da luz. No entanto, assegure-se sempre de que não aplica impulsos duas vezes na mesma zona.
- 6** Quando terminar o tratamento, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 2 segundos para desligar o aparelho.
- 7** Verifique se a janela de saída da luz e o acessório corporal apresentam pêlos e sujidade e limpe o aparelho depois da utilização (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”).


## Sugestões

### Como obter os melhores resultados

- É normal que ainda existam pêlos depois dos primeiros tratamentos (consulte o capítulo “Importante”, secção “Princípio de funcionamento” para mais informações).
- Para remover todos os pêlos com sucesso e evitar a reactivação do folículo do pêlo, os tratamentos têm de ser repetidos uma vez a cada duas semanas durante os dois primeiros meses. Por essa altura, a sua pele estará macia e sem pêlos. Leia a secção “Fase de manutenção” para saber como pode manter estes resultados.

### Fase de manutenção

- Para garantir que a sua pele se mantém suave e sem pêlos, recomendamos a repetição do tratamento em intervalos de quatro a seis semanas. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do seu crescimento de pêlos pessoal e também das diferentes zonas corporais. Se voltarem a crescer demasiados pêlos entre os tratamentos, basta reduzir novamente o intervalo entre os tratamentos, mas nunca efectue o tratamento com uma regularidade superior a cada duas semanas. Se utilizar o aparelho com uma regularidade superior à recomendada, não aumenta a eficácia do tratamento, mas aumenta o risco de reacções da pele.



**Directrizes para o tratamento****Tempo médio de tratamento**

Zona	Tempo de tratamento aproximado
Axilas	1 minuto por axila
Linha do biquíni	1 minuto de cada lado
Toda a zona do biquíni	4 minutos
Uma perna abaixo do joelho	8 minutos
Uma perna inteira	14 minutos

*Nota: Os tempos médios de tratamento indicados acima foram determinados durante a investigação e testes. Os tempos de tratamento individuais podem variar de pessoa para pessoa.*


**Zonas de tratamento pretendidas**

O aparelho destina-se a tratar pêlos indesejados nas axilas, braços, barriga, linha do biquíni e pernas. Este não deve ser utilizado no rosto.

**Utilização do aparelho nas pernas**

Verifique a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparar para a utilização”, secção “Intensidade da luz” para consultar as definições adequadas para as suas pernas.

- Pode deslocar o aparelho para cima e para baixo ou ao longo da perna, da forma que for mais conveniente para si. Para manter o contacto total com a pele, também pode colocar e segurar o aparelho sobre a pele numa posição lateral.




*Nota: As zonas com mais osso e menos carne, como a canela e os tornozelos, são mais sensíveis do que outras zonas do corpo. Quando pressiona o acessório corporal com força sobre estas zonas, a pele pode ficar mais suscetível a reacções da pele, como irritação e vermelhidão. Consulte a secção “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele” neste capítulo. Pressione o acessório corporal sobre a pele apenas o suficiente para a luz “ pronto a pulsar” se acender.*

**Utilizar o aparelho na linha do biquíni**

Verifique a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparar para a utilização”, secção “Intensidade da luz” para consultar as definições adequadas para a sua linha do biquíni.

Normalmente, o sistema Philips Lumea Essencial é seguro e suficientemente suave para o tratamento da área total da zona do biquíni (por exemplo para depilação “brasileira” ou o estilo de “Hollywood”). Utilize uma definição mais baixa na pele mais sensível com pigmentação mais escura na zona do biquíni. Não utilize o aparelho nos pequenos lábios, vagina e ânus. Os homens que desejam tratar a sua área pública não devem utilizar o aparelho no escroto.

*Nota: Por motivos de higiene, limpe sempre o acessório corporal antes de começar a tratar outra zona do corpo (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”).*



## Utilização do aparelho nas axilas

Verifique a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparar para a utilização”, secção “Regular a intensidade da luz” para consultar as definições adequadas para as suas axilas.

Assegure-se de que elimina qualquer desodorizante, perfume, creme ou outro produto de cuidado da pele das suas axilas antes do tratamento.

*Sugestão: Para obter resultados perfeitos nas axilas, posicione-se em frente a um espelho para conseguir ver bem a zona a tratar e a luz “pronto a pulsar”. Levante o braço e coloque a mão na zona traseira do pescoço para esticar a pele da zona da axila.*

*Nota: A luz reflectida não prejudica os seus olhos. Se a luz dispersa for desagradável, feche os seus olhos quando libertar um impulso de luz.*

## Possíveis efeitos secundários e reacções da pele

### Reacções comuns da pele:

- A sua pele pode apresentar uma ligeira vermelhidão e/ou picadas, formigueiro ou estar quente. Esta reacção é inofensiva e desaparece rapidamente.
- Pode surgir uma reacção da pele semelhante a uma queimadura solar na área tratada durante um curto período de tempo. Se não desaparecer no prazo de 3 dias, aconselhamo-lo a consultar um médico.
- O corte do pêlo com lâmina ou a combinação do corte do pêlo com lâmina e do tratamento com luz pode provocar pele seca e comichão. Isto é inofensivo e desaparece em alguns dias. Pode refrescar a zona com gelo ou uma toalha de rosto molhada. Se a pele se mantiver seca, pode aplicar um hidratante não perfumado na área tratada, 24 horas depois do tratamento.

### Efeitos secundários raros:

- Queimaduras, vermelhidão intensa e inchaço: estas reacções raramente ocorrem e são o resultado de uma intensidade de luz demasiado elevada para o tom da sua pele. Se estas reacções não desaparecerem num período de 3 dias, aconselhamo-lo a consultar um médico. Não efectue o tratamento seguinte até a pele ter cicatrizado completamente e certifique-se de que usa uma intensidade de luz mais reduzida.
- Descoloração da pele: isto raramente ocorre. A descoloração da pele manifesta-se através de uma mancha mais clara ou mais escura do que a área circundante. Este é o resultado da utilização de uma intensidade de luz demasiado elevada para a cor da sua pele. Em casos raros (geralmente como resultado de uma utilização com intensidade alta em peles muito escuras), os efeitos de uma alteração dos pigmentos podem durar mais do que o período normalmente observado. Em todos os casos, os efeitos são eventualmente revertidos. Não trate zonas descoloradas até que a descoloração desapareça e a sua pele recupere a sua cor normal.

- Infecção e inflamação da pele: isto raramente ocorre e pode ser causado pela utilização do aparelho em ferimentos ou cortes resultantes do corte do pêlo com lâmina, em ferimentos já existentes ou em pêlos encravados.
- Dor excessiva: isto pode ocorrer durante ou após o tratamento se utilizar o aparelho em pele ainda com pêlos, se utilizar uma intensidade de luz demasiado elevada para o seu tom de pele, se aplicar impulsos várias vezes na mesma área e se utilizar o aparelho em feridas abertas, inflamações, infecções, tatuagens, queimaduras, etc. Consulte o capítulo "Importante", secção "Contra-indicações" para mais informações.

### Após a utilização

- Não aplique cosméticos perfumados nas áreas tratadas imediatamente após o tratamento.
- Não utilize desodorizante imediatamente após o tratamento das axilas. Aguarde até a vermelhidão desaparecer totalmente.
- Consulte o capítulo "Preparação para a utilização", secção "Conselhos de bronzeamento" para mais informações relativas à exposição solar e ao bronzeamento artificial.

### Limpeza e manutenção

Para garantir resultados optimizados e uma longa durabilidade do aparelho, limpe-o antes e depois de cada utilização e, se necessário, durante o tratamento. O aparelho perde a sua eficácia se não o limpar adequadamente.



Nunca limpe o aparelho ou qualquer das suas peças sob a torneira ou na máquina de lavar louça.

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

Nunca risque a janela de saída da luz nem a superfície metálica dentro do acessório corporal.

*Nota: Não utilize o aparelho quando não for possível limpar a janela de saída da luz ou o acessório corporal.*

**1** Desactive e desligue o aparelho e permita que arrefeça.


*Nota: A janela de saída da luz aquece durante a utilização. Certifique-se de que esta já arrefeceu antes de a limpar.*

**2** Para retirar o acessório corporal, agarre as projecções na parte superior e inferior e puxe suavemente.

**3** Se necessário, limpe o exterior do aparelho com o pano de limpeza macio fornecido com o aparelho.


**4** Humedeça o pano macio fornecido com o aparelho com algumas gotas de água e use-o para limpar as seguintes áreas:

- a janela de saída da luz
- a superfície exterior do acessório corporal
- a estrutura metálica no interior do acessório corporal



Assegure-se de que os contactos electrónicos não entram em contacto com água.

*Nota: Se a água não limpar de forma eficaz, utilize algumas gotas de álcool de percentagem elevada para limpar as áreas mencionadas anteriormente.*



**Nota:** Assegure-se de que limpa o aparelho antes e depois de cada utilização e, se necessário, também durante o tratamento de acordo com as instruções nesta secção.

## Arrumação

- 1 Desactive e desligue o aparelho e permita que arrefeça.
- 2 Limpe o aparelho antes de guardá-lo.
- 3 Guarde o aparelho na bolsa fornecida a uma temperatura entre os -20 °C e os +70 °C.

**Sugestão:** Recomendamos que guarde o guia de início rápido na bolsa para referência futura.

## Encomendar acessórios

Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) ou vá ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).

### Peças sobresselentes

Estão disponíveis as seguintes peças sobressalentes:

- Acessório corporal
- Transformador
- Pano de limpeza
- Bolsa

## Meio ambiente



- No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos normais; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente.

## Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou leia o folheto da garantia mundial em separado.

## Especificações técnicas

### Modelos SC1992 e SC1991

Voltagem	100 V - 240 V
Frequência	50 Hz - 60 Hz
Entrada	24 W
Protecção contra choques eléctricos	Classe II 
Classificação da protecção	IP 30 (EN 60529)
Condições de funcionamento	Temperatura: +15° a +35°C Humidade relativa: 30% a 95%
Condições de arrumação	Temperatura: -20 °C a +70 °C Humidade relativa: 5% a 95%
Espectro do acessório para o corpo	>500 nm

### Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Possível causa	Solução
O transformador/ aparelho aquece durante o carregamento.	É normal.	Não é necessária qualquer acção.
Liguei o aparelho, mas não consigo aumentar ou reduzir a intensidade da luz.	O aparelho tem de ser reiniciado.	Para reiniciar o aparelho, desligue e ligue o aparelho novamente. Se mesmo assim não conseguir ajustar a intensidade da luz, contacte o Centro de Assistência ao Consumidor no seu país, o seu representante Philips ou um centro de serviço Philips.
A luz "pronto a pulsar" não funciona quando coloco o aparelho sobre a pele.	Não colocou o aparelho correctamente sobre a pele.	Coloque o aparelho a um ângulo de 90° sobre a pele de forma a que os 4 lados do sistema de segurança integrado estejam em contacto com a pele. Em seguida, verifique se a luz "pronto a pulsar" permanece continuamente acesa e prima o botão de impulso.

Problema	Possível causa	Solução
		Se isto não funcionar, coloque o aparelho numa parte do corpo em que seja fácil estabelecer contacto com a pele, por exemplo, no antebraço. Em seguida, verifique se a luz "pronto a pulsar" funciona. Se a luz "pronto a pulsar" não ficar intermitente ao colocar o aparelho sobre a pele, contacte o Centro de Assistência ao Cliente, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.
A luz "pronto a pulsar" não funciona ao colocar o acessório corporal sobre a pele, mas a ventoinha de arrefecimento funciona.	A protecção de sobreaquecimento foi activada.	Quando a protecção contra sobreaquecimento é activada, a ventoinha de arrefecimento continua a funcionar. Não desligue o aparelho e permita que este arrefeça durante cerca de 15 minutos antes de continuar a utilizá-lo. Depois de decorridos 5 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente. Em seguida, deixe-o arrefecer durante mais 10 minutos. Se a luz "pronto a pulsar" continuar a não funcionar quando coloca o aparelho sobre a pele, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.
A luz "pronto a pulsar" permanece continuamente acesa, mas o aparelho não produz um impulso quando primo o botão de impulso.	O aparelho tem de ser reiniciado.	Para reiniciar o aparelho, desligue e ligue o aparelho novamente. Se a luz "pronto a pulsar" permanecer continuamente acesa, mas o aparelho continuar a não produzir um impulso ao premir o botão de impulso, contacte o Centro de Assistência ao Cliente no seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.
A luz da intensidade 1 continua intermitente e não consigo mudar a definição.	O acessório corporal não está colocado no aparelho correctamente.	Coloque o acessório corporal correctamente no aparelho.
As luzes de intensidade acendem-se todas alternadamente.	O aparelho tem de ser reiniciado.	Para reiniciar o aparelho, desligue e ligue o aparelho novamente. Se as luzes de intensidade continuarem a acender-se alternadamente, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.
As luzes de intensidade estão todas intermitentes em simultâneo.	O aparelho está defeituoso.	Contacte o Centro de Assistência ao Cliente no seu país, o seu representante Philips ou um centro de serviço Philips.

Problema	Possível causa	Solução
O aparelho produz um odor estranho.	O acessório corporal e/ou o vidro do filtro estão sujos.	Limpe cuidadosamente o acessório corporal e a janela de saída da luz. Se não conseguir limpar o acessório corporal correctamente, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips para substituir o acessório corporal.
	Não cortou correctamente os pêlos com uma lâmina na zona a tratar.	Se a zona a ser tratada tiver pêlos, estes poderão ser queimados durante a utilização do aparelho. Consequentemente, poderá notar um odor estranho. Corte adequadamente os pêlos com uma lâmina na área a ser tratada, antes de utilizar o aparelho. Se o corte do pelo provocar irritação, apare os pêlos até estes ficarem o mais curtos possível e utilize o sistema Lumea Essencial a uma regulação confortável.
	Guardou o aparelho num ambiente poeirento.	Limpe o aparelho e o acessório corporal (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
A pele fica mais sensível do que habitualmente durante o tratamento.	A intensidade de luz seleccionada é demasiado elevada.	Verifique a tabela de cores de pele/cabelo antes de cada utilização para se assegurar de que selecciona a intensidade de luz correcta para cada tratamento. Se necessário, seleccione uma intensidade de luz inferior.
	Não cortou os pêlos com uma lâmina na zona a tratar.	Corte os pêlos com uma lâmina nas áreas a tratar; antes de utilizar o aparelho. Se o corte do pelo provocar irritação, apare os pêlos até estes ficarem o mais curtos possível e utilize o sistema Lumea Essencial a uma regulação confortável.
	A janela de saída da luz está partida.	Se a janela de saída da luz estiver partida, não utilize o aparelho para evitar o risco de reacções da pele. Contacte o Centro de Apoio ao Cliente do seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.
Sinto uma dor intolerável quando utilizo o aparelho.	Não cortou os pêlos com lâmina na zona a tratar.	Corte os pêlos com uma lâmina nas áreas a tratar; antes de utilizar o aparelho. Se o corte do pelo provocar irritação, apare os pêlos até estes ficarem o mais curtos possível e utilize o sistema Lumea Essencial a uma regulação confortável.
	Tratou uma zona para a qual o aparelho não se destina.	Não deve utilizar o aparelho no rosto, pequenos lábios, vagina, ânus, mamilos e aréolas. Os homens não devem utilizá-lo no rosto e escroto.
	Utilizou uma intensidade de luz demasiado elevada para si.	Reduza a intensidade da luz para um nível confortável para si. Consulte o capítulo "Preparação para a utilização", secção "Intensidade da luz".

Problema	Possível causa	Solução
	A janela de saída da luz está partida.	Se a janela de saída da luz do acessório corporal estiver partida, não volte a utilizar o aparelho com este acessório corporal. Dirija-se ao seu revendedor ou a um centro de assistência Philips ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente para o acessório corporal ser substituído.
	O aparelho não é adequado para o seu tom de pele ou de pêlo.	Não utilize o aparelho se o seu tom de pêlo for louro claro, ruivo, grisalho ou branco. Não utilize o aparelho também se tiver um tom de pele escuro. Consulte a tabela de tons de pele e cor do pêlo no guia de início rápido.
As zonas tratadas ficam vermelhas após o tratamento.	Uma ligeira vermelhidão é inofensiva e normal e desaparece rapidamente.	Não é necessária qualquer acção.
A reacção da pele após o tratamento dura mais tempo do que o habitual.	Utilizou uma intensidade de luz demasiado elevada para si.	Seleccione uma intensidade da luz inferior da próxima vez. Consulte o capítulo "Preparar para a utilização", secção "Intensidade da luz". Se a reacção da pele durar mais do que 3 dias, contacte o seu médico.
Os resultados de remoção do pêlo não são satisfatórios.	Utilizou uma intensidade de luz demasiado baixa para si.	Realize um teste de pele para determinar se pode utilizar uma intensidade da luz superior (consulte o capítulo "Utilizar o aparelho", secção "Primeira utilização e teste de pele").
	Não fez sobreposições suficientes quando utilizou o aparelho.	Para obter resultados adequados de remoção de pêlos, tem de sobrepor as aplicações ao utilizar o aparelho. Consulte o capítulo "Utilizar o aparelho", secção "Utilizações seguintes", passo 4.
	Não utiliza o aparelho com a regularidade recomendada.	Para remover todos os pêlos com sucesso e evitar a reactivação da raiz do pêlo, os tratamentos têm de ser repetidos uma vez a cada duas semanas durante os dois primeiros meses. Para garantir que a sua pele se mantém suave, recomendamos a repetição do tratamento em intervalos de quatro a seis semanas. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do crescimento dos seus pêlos e também das diferentes zonas corporais. Se voltarem a crescer demasiados pêlos entre os tratamentos, basta reduzir novamente o intervalo entre os tratamentos, mas nunca efectue o tratamento com uma regularidade superior a cada duas semanas. Se utilizar o aparelho com uma regularidade superior à recomendada, não aumenta a eficácia do tratamento, mas aumenta o risco de reacções da pele.
	Responde mais lentamente ao tratamento por IPL que o utilizador médio.	Continue a utilizar o aparelho durante, pelo menos, 6 meses, pois o crescimento do pêlo pode ainda diminuir ao longo deste período. Tenha também em conta as outras soluções para este problema.

Problema	Possível causa	Solução
	O aparelho não é adequado para o seu tom de pele ou de pêlo.	Não utilize o aparelho se o seu tom de pêlo for louro claro, ruivo, grisalho ou branco. Não utilize o aparelho também se tiver um tom de pele escuro. Consulte a tabela de tons de pele e cor do pêlo no guia de início rápido.
Os pêlos começam a crescer novamente em alguns pontos das zonas tratadas.	Não fez sobreposições suficientes quando utilizou o aparelho.	Para obter resultados adequados de remoção de pêlos, tem de sobrepor as aplicações ao utilizar o aparelho. Consulte o capítulo "Utilizar o aparelho", secção "Utilizações seguintes", passo 4.
	Os pêlos começam a crescer novamente como parte do ciclo natural de crescimento do pêlo.	Isto é normal. O reaparecimento dos pêlos faz parte do ciclo natural de crescimento destes. No entanto, os pêlos que voltam a crescer são mais macios e finos.
O aparelho não funciona.	O aparelho está defeituoso.	Contacte o Centro de Assistência ao Cliente no seu país, o seu representante Philips ou um centro de serviço Philips.

## Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

A remoção de pelos à base de luz é um dos métodos de mais alto desempenho para o tratamento dos pelos indesejáveis do corpo, com resultados de longa duração. Ela é diferente dos métodos caseiros atuais de remoção de pelos porque reduz significativamente o crescimento dos pelos. Há mais de 15 anos, a Philips vem investigando esse método com os mais renomados dermatologistas. Agora, você pode usar essa tecnologia inovadora confortavelmente na sua própria casa, quando você quiser.

Este aparelho foi especificamente projetado e otimizado para ser usado por mulheres (mas pode ser usado por homens também).

O Philips Lumea Essential remove os pelos indesejáveis nas áreas abaixo da linha do pescoço.

O Philips Lumea Essential foi desenvolvido para ser usado individualmente. Para obter mais informações sobre o Philips Lumea Essential, acesse [www.philips.com.br/lumea](http://www.philips.com.br/lumea). Veja nosso site regularmente para conhecer as novidades.

## Recursos

Este aparelho conta com os seguintes recursos:

### **A tecnologia de Luz intensa pulsada (IPL) para uso doméstico**

O Philips Lumea Essential usa uma tecnologia à base de luz chamada "Luz intensa pulsada" (IPL). Há mais de quinze anos a IPL é usada em depilações pela indústria profissional da beleza. O Philips Lumea Essential agora leva essa tecnologia inovadora para o conforto da sua casa.

### **Evita de forma eficaz o crescimento de pelos para uma pele lisinha todos os dias**

Este método evita de forma eficaz o crescimento de pelos, oferecendo pele macia e sedosa por muito mais tempo. Nossos estudos mostraram uma redução significativa dos pelos após dois tratamentos apenas. Resultados ideais geralmente são obtidos após quatro a cinco tratamentos. Uma redução em densidade dos pelos é visível de tratamento a tratamento. Com que rapidez o efeito torna-se visível e por quanto tempo duram os resultados podem variar de pessoa para pessoa. Para obter mais informações, consulte a seção "Como obter resultados ideais" no capítulo "Utilização do aparelho".

### **Tratamento suave, mesmo em regiões sensíveis do corpo**


O Philips Lumea Essential foi desenvolvido em parceria com renomados dermatologistas para um tratamento de alto desempenho e suave, até mesmo nas regiões mais sensíveis do corpo.

### **Não há custos ocultos nem a necessidade de peças substitutas.**

O Philips Lumea Essential vem com uma lâmpada de alto desempenho que não precisa ser substituída. Essa lâmpada pode gerar mais de 100.000 flashes, resultando em mais de 5 anos\* de resultados incríveis e economia.

\*Com base na média de uso e no tratamento recomendado para um usuário, podendo variar de acordo com o uso.

## Como a tecnologia de Luz intensa pulsada da Philips funciona



### Crescimento dos pelos

Os índices de crescimento dos pelos diferem de pessoa para pessoa, dependendo da idade, do metabolismo e de outros fatores. No entanto, os pelos de qualquer pessoa normalmente crescem em 3 fases.

#### 1 Fase de crescimento (fase Anágena)


O pelo cresce ativamente direto da raiz. Nessa fase, a concentração de melanina é mais alta. A melanina é responsável pela pigmentação do pelo. A concentração de melanina é também o fator que determina a eficácia da tecnologia de luz intensa pulsada. Somente os pelos em fase de crescimento são suscetíveis ao tratamento com luz.

#### 2 Fase de degradação (fase Catágena)

O pelo para de crescer e a raiz diminui antes de o pelo cair.


#### 3 Fase de repouso (fase Telógena)

O pelo velho se separa de seu folículo capilar e cai. O folículo permanece em descanso até que o relógio biológico faz com que ele se torne ativo novamente, e um novo pelo cresce.



### Princípio de funcionamento

- O aparelho esquenta o pelo e a raiz por debaixo da pele. A melanina da raiz do pelo absorve os pulsos de luz liberados. Quanto mais escura for a cor do pelo, mais luz poderá ser absorvida, e mais eficaz será o tratamento. Este processo estimula o cabelo entrar na fase de repouso.
- Nos intervalos dos tratamentos, os pelos caem naturalmente e o crescimento é interrompido. Os pelos podem levar uma ou duas semanas para cair.




- Não é possível remover todos os pelos em uma única sessão, pois somente aqueles que estão em crescimento são suscetíveis ao tratamento com luz. Durante um tratamento, os pelos localizados na região depilada estão normalmente em estágios diferentes do ciclo de crescimento. Para obter um tratamento eficaz, é necessário repeti-lo uma vez a cada duas semanas durante os dois primeiros meses.

Um filtro óptico integrado garante que nenhuma luz UV alcance a pele e que o aparelho seja seguro para o uso.

### Descrição geral (fig. 5)

- 1 Luzes indicadoras de intensidade (1- 5)
- 2 Botão liga/desliga
- 3 Luz indicadora de que o feixe está pronto para ser emitido
- 4 Saídas de ar
- 5 Tomada do aparelho
- 6 Botão do flash
- 7 Aberturas para contatos eletrônicos
- 8 Janela de saída da luz com filtro UV integrado
- 9 Contatos eletrônicos
- 10 Acessório para o corpo (próprio para todas as regiões do corpo abaixo do pescoço)



- 11 Armação metálica dentro do acessório para aparar pelos do corpo
  - 12 Sistema de segurança integrado
  - 13 Adaptador
  - 14 Pequeno plugue
  - 15 Estojo
- Inclui também: pano para limpeza

### Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

### Perigo



- Água e eletricidade são uma combinação perigosa. Não use o aparelho em ambientes úmidos (por exemplo, perto de uma banheira com água, de um chuveiro ligado ou uma piscina com água).
- Mantenha o aparelho e o adaptador secos.
- Caso o aparelho esteja quebrado, não toque em nenhuma parte interna para evitar choque elétrico.
- Nunca insira objetos dentro do aparelho.

### Aviso

- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, a menos que elas sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que elas não brinquem com o aparelho.
- O aparelho não deve ser usado por crianças ou jovens com menos de 15 anos. Jovens entre 15 e 18 anos podem usar o aparelho com o consentimento e/ou auxílio de seus pais ou pessoas responsáveis por eles. O uso é livre para pessoas com mais de 19 anos.
- Só use o adaptador fornecido.
- Não use o aparelho nem o adaptador se estiverem danificados.
- O adaptador contém um transformador. Não desconecte o aparelho da tomada para substituí-lo, pois isso pode ser perigoso.
- Se o adaptador estiver danificado, ele deverá ser trocado (por um modelo original) para evitar situações de risco.
- Não use o aparelho se o vidro da janela de saída da luz estiver quebrado.

### Para evitar danos

- Verifique se não há nada obstruindo o fluxo de ar que sai das aberturas de ventilação.
- Nunca submeta o aparelho a choques pesados nem o sacuda ou o deixe cair.
- Ao levar o aparelho de um ambiente muito frio para um ambiente muito quente (ou vice-versa), espere cerca de três horas para usá-lo novamente.
- Guarde o aparelho no estojo próprio para evitar acúmulo de sujeira.

- Não saia de perto do aparelho enquanto ele estiver ligado. Sempre desligue-o após o uso.
- Para evitar danos, não exponha o aparelho à luz solar direta ou a raios ultravioletas por muitas horas.
- Não use o aparelho em outra superfície além da pele. Isso pode causar sérios danos ao acessório para aparar pelos do corpo e/ou à janela de saída de luz. Use o aparelho apenas sobre a pele.

### **Atenção**

---

- Nunca use o aparelho ao redor dos olhos ou próximo às sobrancelhas, pois isso pode causar danos à visão.
- Utilize esse aparelho apenas com as definições adequadas ao seu tipo de pele (consulte a tabela na seção "Intensidades de luz recomendadas" no capítulo "Preparação para o uso"). Utilizar definições mais altas que as recomendadas pode aumentar o risco de reações na pele e efeitos colaterais.
- Este aparelho destina-se apenas à remoção de pelos indesejados nas áreas do corpo abaixo da linha do pescoço. Não o use para outros propósitos.
- Verifique se a pele na área a ser tratada está limpa, seca e livre de cremes, loções e outros cosméticos. Se a pele não estiver limpa e seca, o sistema de segurança integrado pode não funcionar como pretendido e o aparelho pode não emitir pulsos de luz ou emitir-lhos involuntariamente.

### **Para prolongar a vida útil do Philips Lumea Essential, leve em consideração as seguintes informações:**

- Não exponha o aparelho a temperaturas inferiores a 15 °C ou superiores a 35 °C durante o uso.
- O aparelho é equipado com uma proteção contra superaquecimento incorporada. Se o aparelho superaquecer, ele não funcionará. Não desligue o aparelho, deixe-o esfriar por cerca de 15 minutos antes de continuar seu tratamento. Após 5 minutos, o aparelho desligará automaticamente. Então, deixe-o esfriar por outros 10 minutos.
- Para avaliações ou consertos, leve o aparelho a uma das assistências técnicas autorizadas da Philips. O conserto realizado por pessoas não qualificadas poderá causar situações de risco.
- Não utilize o aparelho caso uma das situações mencionadas na seção "Contraindicações" aplicarem-se a você.

### **Campos eletromagnéticos (EMF)**

---

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

### **Contraindicações**

#### **Quem NÃO deve usar o Philips Lumea Essential?**

Se você se encaixar em qualquer uma das contraindicações abaixo, **não** poderá usar esse aparelho!

**Não use o aparelho se você estiver grávida ou durante o período de amamentação.**

O Philips Lumea Essential não foi testado em mulheres grávidas, portanto aconselhamos você a não usar o aparelho se estiver grávida ou no período de amamentação. Alterações hormonais podem aumentar a sensibilidade e o risco de lesões à pele.

**Não use o aparelho caso a cor de sua pele e/ou seus pelos não seja adequada, por ex.:**

- Se você tem pele do tipo V (você raramente fica queimado pelo sol, você fica bem bronzeado e tem pele marrom escura) ou se tem pelo tipo VI (você raramente ou nunca fica queimado pelo sol, fica com bronzeado escuro e tem pele negra ou mais escura). Nesses casos, se você utilizar o Philips Lumea Essential, pode ter reações na pele, como despigmentação, vermelhidão forte ou queimaduras. Consulte também capítulo “Utilização do aparelho”, seção “Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas” e consulte também a “Tabela de intensidades de luz recomendadas” na guia de início rápido.
- O tratamento não terá alto desempenho se a cor natural dos pelos nas áreas de tratamento for loiro claro, branco, cinzento ou vermelho.

**Não use o aparelho caso você sofra de qualquer doença citada abaixo:**

- Doenças dermatológicas, como câncer de pele ativo, histórico de câncer de pele ou qualquer outro câncer localizado nas áreas a serem tratadas.
- Se tiver lesões pré-câncerosas ou vários sinais de nascença atípicos nas áreas a serem tratadas.
- Se tiver histórico de distúrbio de colágeno, incluindo formação de quelóide ou histórico de má cicatrização.
- Se tiver histórico de doenças vasculares, como a presença de varizes ou ectasia vascular nas áreas a serem tratadas.
- Se a sua pele for sensível à luz e desenvolver facilmente uma irritação ou reação alérgica.
- Se tiver infecções, eczema, queimaduras, inflamação de folículos capilares, feridas abertas, escoriações, herpes simples, feridas ou lesões e hematomas nas áreas a serem tratadas.
- Se tiver feito cirurgia nas áreas a serem tratadas.
- Se sofrer de epilepsia com sensibilidade à luz.
- Se tiver diabetes, lúpus eritematoso, porfiria ou doença cardíaca congestiva.
- Se tiver qualquer distúrbio de coagulação sangüínea.
- Se tiver histórico de doença imunossupressora (incluindo infecção por HIV ou AIDS).

**Não use o aparelho caso você esteja tomando qualquer medicamento citado abaixo:**

- Se a sua pele estiver sendo/foi tratada recentemente com alfa-hidroácidos (AHAs), beta-hidroácidos (BHAs), isotretinoína tópica ou ácido azeláico.
- Caso tenha tomado qualquer tipo de isotretinoína, como Accutane® ou Roaccutane® nos últimos seis meses, esse tratamento pode deixar a pele mais suscetível a cortes, feridas e irritações.
- Se você estiver sob o efeito de analgésicos, pois eles reduzem a sensibilidade da pele ao calor.

- Se você estiver tomando agentes ou medicamentos fotossensibilizantes, leia a bula do remédio e não use o aparelho caso esteja especificado que ele pode provocar reações fotoalérgicas e fototóxicas ou que você deve evitar a exposição ao sol durante o uso do remédio.
- Se você toma medicamento anticoagulante ou faz uso intenso de aspirina, de modo que não possa parar de utilizá-los ao menos uma semana antes de cada tratamento com Lumea.
- Se tomar medicamentos imunossupressores.

#### **Nunca use o aparelho nas seguintes áreas:**

- No rosto.
- Nos mamilos, aréolas, pequenos lábios, vagina, ânus e interior das narinas e orelhas. Consulte o capítulo "Utilização do aparelho", seção "Uso do aparelho na virilha".
- Homens não devem usar o aparelho no escroto ou no rosto.
- Sobre ou próximo de qualquer coisa artificial, como implantes de silicone, marca-passos, pontos de injeção subcutânea (aplicação de insulina) ou piercings.
- Em pintas, sardas, varizes, áreas mais escuras, cicatrizes ou anomalias cutâneas sem consultar o médico. Isso pode causar queimaduras e alteração na cor da pele, dificultando a identificação de doenças dermatológicas (como o câncer de pele, por exemplo).
- Em verrugas, tatuagens ou maquiagem permanente. Isso pode causar queimaduras e alteração na cor da pele (hipopigmentação ou hiperpigmentação).
- Em áreas em que você usa desodorantes de longa duração. Isso pode causar reações dermatológicas. Consulte o capítulo "Utilização do aparelho", seção "Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas".



#### **Nunca use o aparelho sobre a pele queimada, bronzeada recentemente (nas últimas 2 semanas) ou com bronzeamento artificial**


- Qualquer tipo de bronzeamento pode interferir na segurança do tratamento. Isso se aplica tanto à exposição à luz solar natural quanto a métodos de bronzeamento artificial, como loções bronzeadoras, aparelhos de bronzeamento etc. Caso você esteja/queira ficar bronzeada, consulte o capítulo "Preparação para o uso", seção "Recomendações sobre o bronzeamento".

*Nota: Há muitas outras contraindicações. Caso você não tenha certeza se pode usar o aparelho, recomendamos consultar um médico.*

### **Preparação para o uso**

Para obter os melhores resultados, prepare as áreas que deseja depilar conforme descrito abaixo.

### **Preparação das áreas de tratamento**



**1 Raspe as áreas desejadas até que não haja mais crescimento de pelos.**

*Nota: Não utilize cremes depilatórios em vez de raspar.*

*Nota: Se a sua última depilação usou um método de remoção de pelos pela raiz (por exemplo, aparelhos depilatórios), você pode começar o tratamento imediatamente. Nesse caso, para obtenção de melhores resultados, aconselhamos que você raspe os pelos entre cada tratamento.*

**Nota: o tratamento em áreas com pelos ou que não foram raspados corretamente pode apresentar inúmeros resultados indesejados:**

- A janela de saída da luz e o acessório para aparar pelos do corpo podem contaminar-se com pelos ou poeira. Isso pode reduzir o tempo de uso e a eficácia do aparelho. A contaminação da janela de saída da luz também pode deixar o tratamento mais doloroso ou causar reações na pele, como vermelhidão e despigmentação.
- Os pelos da pele podem queimar, produzindo um cheiro desagradável.

**2 Remova todos os pelos, limpe, seque e retire qualquer substância oleosa da pele (como resíduos de desodorantes, loções, perfumes, cremes bronzeadores e protetores solares).**

**3 Verifique se há pelos, poeira ou fibras presos no aparelho, principalmente na janela de saída da luz e no acessório de corpo. Caso haja qualquer contaminação, limpe o aparelho de acordo com as instruções no capítulo “Limpeza e manutenção”.**

Se sua pele for mais sensível a IPL do que a de outras pessoas, a depilação poderá causar ferimentos ou lesões. Isto pode fazer com que o tratamento por IPL seja desconfortável ou pode levar a outros efeitos colaterais indesejados. Recomendamos que você espere até a irritação desaparecer.

**4 Quando os pelos pararem de crescer, o que geralmente ocorre após quatro a cinco tratamentos, você não precisará se depilar antes de usar o aparelho.**

### Intensidade da luz

Diferente de aparelhos profissionais à base de luz, o Philips Lumea Essential foi desenvolvido para o uso doméstico e seus pulsos de luz são mais suaves. Portanto você terá um tratamento **conveniente** e com **alto desempenho**, com a intensidade da luz que você achar mais confortável. O Philips Lumea Essential possui cinco intensidades diferentes de luz. Ajuste a intensidade da luz à cor da sua pele e pelo e ao nível que achar mais confortável.

A tabela de intensidades de luz recomendadas abaixo ajuda a estabelecer a intensidade de luz adequada.

**1 Consulte a tabela abaixo para determinar quais intensidades de luz são adequadas à cor da sua pele e do pelo.**

*Dica: Você pode colocar a tabela do guia de início rápido contra a pele e compará-la com a cor de sua pele.*

*Dica: Recomendamos que você guarde o guia de início rápido no estojo para referência futura.*

**2** Reduza a intensidade da luz caso sinta dor ou desconforto.

Pessoas com peles mais escuras correm maior risco de irritação na pele, pois a pele escura absorve mais luz. Portanto, recomenda-se usar intensidades menores em peles mais escuras.

Pode-se sentir o calor da luz pulsada na pele, mas esse calor não deve ser doloroso. Algumas áreas do corpo podem precisar de intensidades diferentes de luz, consulte a tabela abaixo. Para evitar reações da pele, consulte o capítulo “Utilização do aparelho”, seção “Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas”.

**Intensidades de luz recomendadas (1 - 5)**

Na tabela abaixo, o “x” indica que o aparelho não é adequado para você.

*Nota: A cor da sua pele pode mudar, por exemplo, porque a sua pele foi exposta a bronzeamento. Ela pode estar mais escuro do que estava no tratamento anterior. Portanto, é importante verificar o ajuste a ser utilizado antes de cada tratamento e por área, pois algumas áreas podem estar mais escuras que outras.*

Cor dos pelos:	Louro-escuro/ castanho claro/ castanho/castanho escuro/preto	branco/grisalho/ruivo/ louro-claro
<i>Cor de pele e características:</i>		
Branca (peles que se queimam, mas não ficam bronzeadas)	4/5	x
Parda (peles que se queimam facilmente e adquirem um bronzeado discreto)	4/5	x
Morena clara (peles que raramente se queimam e ficam bem bronzeadas)	4/5	x
Morena média (peles que raramente se queimam e ficam bem bronzeadas com rapidez)	1/2/3	x
Morena escura (peles que raramente se queimam e ficam muito bronzeadas)	x	x
Amarronzada ou mais escura (peles que raramente/nunca se queimam e fica com um bronzeado bem escuro)	x	x

**Importante**

Para saber se o Philips Lumea Essential é recomendado para você, consulte a seção “Quem não deve usar o Philips Lumea Essential?”.

## Recomendações sobre bronzeamento



- **Evite tomar banho de sol ao utilizar o Philips Lumea Essential regularmente (a cada duas semanas).**

Tomar banho de sol pode escurecer a pele (bronzeamento) ou causar queimadura (deixando a pele vermelha). O uso do Philips Lumea Essential em peles escurecidas (bronzeadas) e/ou queimadas pelo sol aumenta o risco de efeitos colaterais adversos e reações cutâneas. Consulte o capítulo "Utilização do aparelho", seção "Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas".

- **Exposição solar antes do tratamento: Espere 2 semanas e faça um teste na pele.**

Ao tomar banho de sol, aguarde ao menos 2 semanas para utilizar o aparelho. Faça um teste de pele (consulte o capítulo "Utilização do aparelho", seção "Primeira utilização e teste de pele") na área a ser tratada para determinar a intensidade apropriada da luz. Não fazer o teste pode aumentar o risco de reações da pele após o tratamento com o Philips Lumea Essential.

- **Exposição solar após o tratamento: Após o tratamento com o Philips Lumea Essential, aguarde 48 horas antes de qualquer exposição solar.**

Após o tratamento, aguarde ao menos 48 horas antes de expor as áreas tratadas ao sol. Mesmo depois de 48 horas, certifique-se de que a pele tratada não apresenta reações adversas antes de expor-se ao sol. Nas duas semanas seguidas ao tratamento, cubra as áreas tratadas ao sair ao sol ou use bloqueador solar (FPS 30 +). Expor as áreas à luz do sol sem proteção logo após o tratamento aumenta o risco de efeitos colaterais adversos e reações da pele. Consulte o capítulo "Utilização do aparelho", seção "Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas".

- **Bronzeamento com luz artificial**

Siga as instruções nas seções acima "Exposição à luz solar antes do tratamento" e "Exposição à luz solar após o tratamento".

- **Bronzeamento com cremes**

Caso você tenha usado alguma loção de bronzeamento artificial, aguarde até que a loção tenha desaparecido completamente antes de usar o Philips Lumea Essential.

*Nota: Para obter mais detalhes sobre reações dermatológicas indesejadas, consulte o capítulo "Utilização do aparelho", seção "Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas".*


## Utilização do aparelho

Verifique a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo "Preparação para o uso", seção "Intensidade da luz" para determinar quais intensidades de luz são mais adequadas à cor da sua pele e pelo.

Antes de usar o aparelho, raspe a área que você pretende tratar (consulte o capítulo "Preparação para o uso", seção "Preparação das áreas de tratamento").

Caso o tratamento fique muito doloroso em algum momento, reduza o ajuste de intensidade da luz até que você se sinta confortável novamente. Ao notar reações dermatológicas mais fortes do que uma leve vermelhidão, interrompa o tratamento imediatamente e consulte a seção "Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas" neste capítulo.

## Primeira utilização e teste de pele




Ao usar o aparelho pela primeira vez ou após bronzeamento recente, recomendamos fazer um teste de pele em **cada** área em que você deseja realizar o tratamento, para verificar como a pele reage e acostuma-se ao tratamento à base de luz.

- 1** Escolha uma área próxima à área em que você deseja realizar o tratamento.

- 2** Insira o pequeno plugue no aparelho e coloque o adaptador na tomada elétrica.

*Nota: Certifique-se de que o acessório para aparar pelos do corpo foi colocado no aparelho.*

- 3** Pressione o botão liga/desliga para ligar o aparelho.





- A luz indicadora de intensidade 1 acende.

*Nota: O aparelho sempre seleciona automaticamente a definição de intensidade mais baixa da luz. Consulte a seção “Intensidade da luz” no capítulo “Preparação para o uso” para determinar a intensidade adequada da luz.*


- 4** Para ajustar a definição de intensidade da luz, pressione o botão liga/desliga uma ou mais vezes, até atingir a definição necessária. A luz indicadora de intensidade correspondente acenderá.


- 5** Coloque o aparelho em ângulo de 90° sobre a pele de modo que o acessório para aparar pelos do corpo fique em contato com a pele.

*Dica: Para tornar o uso mais fácil, estique a área de pele que você quer tratar.*



- Na parte de trás do aparelho, a luz “pronto para uso” piscará indicando que o aparelho está se preparando para liberar um pulso de luz.
- Quando o aparelho estiver pronto para liberar um pulso de luz, a luz “pronto para uso” para de piscar fica verde.





- 6** Pressione o botão de emissão do flash de luz para emitir um feixe.

*Nota: A luz visível produzida pelo aparelho é a reflexão do pulso na pele e é inofensiva aos seus olhos. Não é necessário usar óculos de proteção durante uso. Para diminuir a percepção do brilho do pulso, utilize o aparelho em um lugar bem iluminado.*

- 7** Solte o botão de luz assim que o aparelho emitir um pulso de luz.
- 8** Deslize o aparelho até a próxima área a ser tratada. Enquanto estiver confortável (sem dor), aumente um nível de ajuste ainda dentro da faixa recomendada ao seu tipo de pele e acione um feixe para cada ajuste. Não aplique mais de um feixe sobre o mesmo ponto.
- 9** Ao terminar o tratamento, pressione e segure o botão liga/desliga durante 2 segundos e desligue o aparelho.
- 10** Após fazer o teste de pele, aguarde 24 horas e verifique se sua pele sofreu alguma reação. Se sim, escolha o ajuste mais alto (que não causou reações dermatológicas durante o uso).

### Uso subsequente

- 1** Antes de cada tratamento, limpe o acessório para aparar pelos do corpo, a janela de saída da luz e a armação metálica dentro do acessório. Para obter mais informações, consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”.
- 2** Comece cada tratamento selecionando adequadamente a intensidade da luz, sempre se baseando na sensibilidade da sua pele e no conforto do tratamento. Consulte a seção “Intensidades recomendadas de luz” para escolher a definição correta para seu tipo de pele e cor dos pelos.

*Nota: Sua pele pode reagir de diversas formas em diferentes situações/dias por vários motivos. Para obter mais informações, consulte a seção “Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas” neste capítulo.*


- 3** Siga as etapas 2 - 6 da seção anterior (“Antes do primeiro uso e teste de pele”).

*Nota: É comum que o aparelho e o acessório para aparar pelos do corpo esquentem durante o uso.*

- 4** Deslize o aparelho até a próxima área a ser tratada e repita as etapas 5 e 6 da seção “Primeira utilização e teste de pele” neste capítulo. Após cada pulso, o aparelho leva até 3,5 segundos para ficar pronto para o próximo pulso. Na parte de trás do aparelho, a luz “pronto para uso” piscará novamente indicando uma nova carga. Antes de continuar, aguarde até que a luz pare de piscar.

*Dica para o SC1992: O SC1992 tem um recurso “Slide and Flash”: para um tratamento mais eficiente, mantenha o botão de pulsos de luz pressionado enquanto desliza o aparelho sobre a pele.*

Não repita o tratamento na mesma área durante uma sessão. Isso não torna o tratamento mais eficaz, e sim aumenta o risco de reações dermatológicas.



- 5 Para evitar áreas sem tratamento, verifique se os feixes de luz são produzidos com um curto intervalo de diferença. Observe que a luz de alto desempenho só é emitida na janela de saída de luz. No entanto, sempre certifique-se de não aplicar o tratamento duas vezes na mesma área.
- 6 Ao terminar o tratamento, pressione e segure o botão liga/desliga durante 2 segundos e desligue o aparelho.
- 7 Verifique se há pelos ou sujeira na janela de saída de luz e no acessório para aparar pelos do corpo e limpe o aparelho após o uso (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”).

### Dicas

#### Como obter os melhores resultados

- É comum que os pelos ainda estejam visíveis após os primeiros tratamentos (para obter mais informações, consulte o capítulo “Introdução”, seção “Princípio de funcionamento”).
- Para remover todos os pelos corretamente e evitar que a raiz do pelo nasça novamente, você deve repetir o tratamento a cada duas semanas pelos primeiros dois meses. Até lá, sua pele ficará macia e sem pelo algum. Consulte a seção “Etapa de manutenção” para saber como manter esses resultados.

#### Etapa de manutenção

- Para garantir que a pele fique sempre macia e sem pelos, recomenda-se repetir o tratamento a cada quatro a cinco semanas. O tempo entre os tratamentos pode variar dependendo da pessoa e das áreas do corpo em que o tratamento é realizado. Caso muitos pelos cresçam entre os tratamentos, basta diminuir novamente o intervalo entre os tratamentos. Não realize o tratamento na mesma área por até duas semanas. Ao usar o aparelho com mais frequência do que o recomendado, você não aumenta a eficácia do aparelho, mas sim o risco de reações dermatológicas.

#### Diretrizes para o tratamento

#### Tempo estimado para o tratamento

Área	Tempo aproximado do tratamento
Axilas	1 minuto por axila
Linha do biquíni	1 minuto por lateral
Linha do biquíni inteira	4 minutos
Meia-perna	8 minutos
Perna inteira	14 minutos

*Nota: Os tempos estimados para o tratamento descritos acima foram observados durante testes e pesquisas. O tempo estimado para tratamentos individuais podem variar dependendo da pessoa.*

## Áreas em que o tratamento será realizado

Este aparelho destina-se à remoção de pelos indesejáveis nas axilas, braços, estômago, área do biquíni e pernas. Não deve ser utilizado no rosto.

### Uso do aparelho nas pernas

Consulte a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparação para o uso”, seção “Intensidade da luz”, para saber quais são os ajustes adequados para suas pernas.

- Conforme for mais conveniente, mova o aparelho para cima e para baixo ou por toda a perna. Para manter contato total com a pele você também pode colocar e apoiar o aparelho na sua pele.

*Nota: Áreas com ossos mais expostos, como canelas e tornozelos são mais sensíveis que outras áreas do corpo. Ao exercer muita força nessas áreas com o acessório para aparar pelos do corpo, a pele pode ficar mais suscetível a reações dermatológicas, como irritações e vermelhidão. Consulte a seção ‘Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas’ neste capítulo. Exerça a pressão suficiente na pele com o acessório para ativar a luz indicadora de que o feixe está pronto para ser emitido (não exerça muita força).*

### Uso do aparelho na virilha

Consulte a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparação para o uso”, seção “Intensidade da luz” para saber quais são os ajustes adequados para a virilha.

A princípio, o Philips Lumea Essential é seguro e confortável para tratamentos em toda a virilha (por exemplo, para o estilo “brasileiro” ou “Hollywood”). Use um ajuste mais baixo em áreas mais escuras e sensíveis. Não use o aparelho nos pequenos lábios, na vagina ou no ânus. Homens não devem usar o aparelho no escroto.

*Nota: Por motivos higiênicos, sempre limpe o acessório de corpo antes de tratar outra área do corpo (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”).*

### Uso do aparelho nas axilas

Consulte a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparação para o uso”, seção “Ajuste da intensidade de luz” para saber quais são os ajustes adequados para suas axilas.

Não se esqueça de remover desodorantes, perfumes, cremes ou outros produtos para cuidados de pele antes de realizar o tratamento.


*Dica: Para obter resultados ideais nas axilas, fique em frente a um espelho para visualizar bem a área a ser tratada e a luz indicadora de que o pulso de luz está pronto para ser emitido. Levante o braço e coloque a mão na nuca para esticar a pele na área das axilas.*

*Nota: A luz refletida não é prejudicial aos olhos. Caso a luz emitida o incomode, feche os olhos durante a emissão do flash de luz.*

## Possíveis efeitos colaterais e reações dermatológicas

### Reações dermatológicas comuns:

- Sua pele pode apresentar uma leve vermelhidão e/ou formigimento/ficar quente. Essa reação não é prejudicial e desaparece rapidamente.
- Uma reação dermatológica semelhante a uma queimadura pode ocorrer na área em que o tratamento foi realizado por pouco tempo. Caso ela não desapareça em até três dias, consulte um médico.



- Podem ocorrer ressecamento e coceira na pele devido à lâmina ou à combinação do uso da lâmina e o tratamento à base de luz. Isso não é prejudicial e desaparece em poucos dias. Você pode esfriar a área com uma bolsa de gelo ou pano úmido. Caso sua pele continue ressecada, você pode aplicar um hidratante sem perfume na área afetada, 24 horas após o tratamento.

### **Efeitos colaterais raros**

- Queimaduras, vermelhidão excessiva e inchaço: essas reações ocorrem raramente e normalmente são resultado do uso de luz com intensidade mais alta que a recomendada para sua pele. Caso essas reações não desapareçam em até 3 dias, consulte um médico. Para o próximo tratamento, aguarde até que a pele esteja completamente curada e lembre-se de usar uma intensidade de luz mais baixa.
- Manchas na pele: ocorrem muito raramente. As manchas na pele se manifestam quando são mais escuras ou mais clara do que a área ao redor. Isso ocorre quando você usa uma intensidade de luz muito alta para o tom da sua pele. Em situações raras (normalmente como resultado do uso de intensidade muito alta sobre a pele muito escura), os efeitos de uma alteração de pigmentação podem durar mais tempo do que é normalmente observado. Em todos os casos, os efeitos são eventualmente reversíveis. Não realize o tratamento nas regiões manchadas até que as manchas desapareçam e a cor de sua pele volte ao normal.
- Infecção e inflamação na pele: ocorrem muito raramente e podem ser provocadas pelo uso do aparelho sobre feridas ou cortes causados pela depilação em machucados ou pelos encravados.
- Dor excessiva: pode ocorrer durante ou após o tratamento caso você tenha usado o aparelho na pele não depilada, em uma intensidade de luz alta demais para a cor da sua pele, na mesma área mais de uma vez ou em feridas abertas, inflamações, infecções, tatuagens, queimaduras etc. Para obter mais informações, consulte o capítulo "Importante", seção "Contraindicações".

### **Após o uso**

- Não aplique cosméticos perfumados nas áreas em que o tratamento foi recentemente realizado.
- Não use desodorante logo após depilar as axilas. Aguarde até que o vermelhidão na pele tenha desaparecido por completo.
- Consulte o capítulo "Preparação para o uso", seção "Recomendações sobre o bronzeamento" para obter informações sobre bronzeamento artificial e exposição à luz solar.

### **Limpeza e manutenção**

Para garantir os melhores resultados e vida útil longa do aparelho, limpe-o após o uso e, se necessário, durante o tratamento. O aparelho perderá a eficiência se você não limpá-lo corretamente.



Não limpe o aparelho ou as peças em água corrente nem coloque na lava-louças.

Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, como querosene ou acetona, para limpar o aparelho.

Não arranhe a janela de saída da luz ou a armação metálica dentro do acessório para aparar pelos do corpo.

*Nota: Pare de usar o aparelho quando não for mais possível limpar a janela de saída da luz ou o acessório para aparar pelos do corpo.*

### 1 Desligue o aparelho, desconecte-o da tomada e deixe esfriar.

*Nota: A janela de saída de luz esquenta durante o uso. Deixe-a esfriar antes de limpar o aparelho.*

### 2 Para remover o acessório para aparar pelos do corpo, segure firme nas saliências na parte de cima e de baixo e puxe suavemente.

### 3 Se necessário, limpe a parte externa do aparelho com o pano de limpeza fornecido com o aparelho.

### 4 Umedeça o pano macio fornecido com algumas gotas de água e use-o para limpar as seguintes peças:

- janela de saída de luz
- superfície externa do acessório para aparar pelos do corpo
- armação metálica dentro do acessório para aparar pelos do corpo

Cuidado para que os contatos eletrônicos não fiquem molhados.

*Nota: Caso só água não seja o suficiente, use um pouco de álcool para limpar as peças mencionadas acima.*

*Nota: Limpe o aparelho antes e depois de cada uso e, se necessário, durante o tratamento, seguindo as instruções contidas nesta seção.*

## Armazenamento

### 1 Desligue o aparelho, desconecte-o da tomada e deixe esfriar.

### 2 Limpe o aparelho antes de guardá-lo.

### 3 Guarde o aparelho dentro do estojo fornecido e a uma temperatura entre -20 °C e 70 °C.

*Dica: Recomendamos que você guarde o guia de início rápido no estojo para referência futura.*

## Compra de acessórios

Para comprar acessórios ou peças avulsas, acesse [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) ou dirija-se até um revendedor Philips. Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips em seu país (veja o folheto de garantia mundial para obter os detalhes de contato).

### Peças sobressalentes

As seguintes peças de substituição estão disponíveis:

- Acessório para o corpo
- Adaptador
- Pano para limpeza
- Estojo

### Meio ambiente



- Não descarte o aparelho no lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o até um posto de coleta oficial para que ele possa ser reciclado. Dessa forma, você estará ajudando a preservar o meio ambiente.

### Garantia e suporte

Caso você precise de informações ou suporte, visite o site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou leia o folheto de garantia mundial à parte.

### Especificações técnicas

#### Modelos SC1992 e SC1991

Taxa de tensão	100 V - 240 V
Taxa de frequência	50 Hz - 60 Hz
Taxa de entrada	24 W
Proteção contra choque elétrico	Classe II
Avaliação da proteção	IP 30 (EN 60529)
Condições de funcionamento	Temperatura: +15 °C a +35 °C Umidade relativa: 30% a 95%
Condições de armazenamento	Temperatura: -20° C a 70° C Umidade relativa: 5% a 95%
Especro do acessório para o corpo	>500 nm

### Solução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem ser encontrados durante o uso do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema	Possível causa	Solução
O adaptador/aparelho aquece durante o carregamento.	Isso é comum.	Nenhuma ação é necessária.
Liguei o aparelho, mas não consigo aumentar ou diminuir a intensidade da luz.	O aparelho deve ser reiniciado.	Para reiniciar o aparelho, desligue-o e ligue novamente. Caso você não consiga ajustar a intensidade da luz, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, um representante ou uma assistência técnica Philips.
A luz indicadora de que o pulso de luz está pronto para ser emitido não acende quando coloco o aparelho sobre a pele.	Você não colocou o aparelho adequadamente sobre a pele.	Coloque o aparelho em um ângulo de 90° sobre a pele de modo que os 4 lados do sistema de segurança integrado toquem a pele. Então, verifique se a luz indicadora de que o feixe está pronto emite uma luz contínua e pressione o botão de luz pulsada.
		Caso isso não funcione, posicione o aparelho em uma área do corpo que seja fácil estabelecer contato total com a pele, como por exemplo, o antebraço. Em seguida, verifique se a luz indicadora de que o feixe está pronto para ser emitido funciona. Caso a luz indicadora não pisque ao colocar o aparelho sobre a pele, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país, com um representante ou uma assistência técnica Philips.
A luz indicadora de que o feixe está pronto para ser emitido não funciona quando eu coloco o acessório para aparar pelos do corpo sobre a pele, mas o ventilador de esfriamento funciona.	A proteção contra superaquecimento foi ativada.	Quando a proteção contra superaquecimento foi ativada, o ventilador continuou funcionando. Não desligue o aparelho e deixe-o esfriar por cerca de 15 minutos antes de continuar a utilizá-lo. Após 5 minutos o aparelho desligará automaticamente. Então, deixe-o esfriar por mais 10 minutos. Se a luz indicadora de que o feixe está pronto para uso continua sem ligar ao colocar o aparelho sobre a pele, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, representante ou assistência técnica Philips.
A luz indicadora de que o feixe está pronto para ser emitido está acesa, mas o aparelho não emite nenhum feixe quando pressiono o botão adequado.	O aparelho deve ser reiniciado.	Para reiniciar o aparelho, desligue-o e ligue novamente. Caso a luz indicadora de que o feixe está pronto para ser emitido estiver acesa, mas o aparelho continua sem emitir um feixe ao pressionar o botão adequado, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país, um representante ou uma assistência técnica Philips.

Problema	Possível causa	Solução
A luz indicadora de intensidade 1 continua a piscar e eu não consigo alterar o ajuste.	O acessório para aparar pelos do corpo não está encaixado corretamente no aparelho.	Encaixe o acessório para aparar os pelos do corpo corretamente no aparelho.
Todas as luzes de intensidade acendem alternadamente.	O aparelho deve ser reiniciado.	Para reiniciar o aparelho, desligue-o e ligue novamente. Caso as luzes de intensidade continuem a acender alternadamente, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, um representante ou uma assistência técnica Philips.
Todas as luzes de intensidade piscam simultaneamente.	O aparelho está com defeito.	Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, um representante ou uma assistência técnica Philips.
O aparelho produz um odor estranho.	O acessório para aparar pelos do corpo e/ou o vidro do filtro está sujo.	Limpe cuidadosamente o acessório para aparar pelos do corpo e a janela de saída da luz. Caso não possa limpar o acessório adequadamente, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, representante ou uma assistência técnica Philips para substituí-lo.
	Você não raspou corretamente a área em que o tratamento será realizado.	Se houver pelos na área em que o tratamento será realizado, eles poderão ser queimados, produzindo um odor estranho. Raspe bem a área a ser tratada antes de usar o aparelho. Caso a depilação com lâmina cause irritação na pele, apare bem os pelos e use um ajuste confortável do Lumea Essential.
	Você guardou o aparelho em um ambiente sujo.	Limpe o aparelho e o acessório para aparar pelos do corpo (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
A pele fica mais sensível do que o normal durante o tratamento.	A intensidade da luz escolhida é muito alta.	Verifique a tabela de cor de pele/cabelo antes de cada utilização para garantir que você selecionou a intensidade da luz correta para cada tratamento. Se necessário, selecione uma intensidade da luz mais baixa.
	Você não raspou as áreas em que o tratamento será realizado.	Raspe as áreas em que o tratamento será realizado antes de usar o aparelho. Caso a depilação com lâmina cause irritação na pele, apare bem os pelos e use um ajuste confortável do Lumea Essential.
	A janela de saída de luz está quebrada.	Se a janela de saída de luz estiver quebrada, não utilize o aparelho para evitar o risco de reações dermatológicas. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente, representante ou assistência técnica Philips.
Eu sinto muito desconforto durante o uso do aparelho.	Você não raspou as áreas em que o tratamento será realizado.	Raspe as áreas em que o tratamento será realizado antes de usar o aparelho. Caso a depilação com lâmina cause irritação na pele, apare bem os pelos e use um ajuste confortável do Lumea Essential.

Problema	Possível causa	Solução
	Você realizou o tratamento em uma área em que o aparelho não pode ser usado.	Você não deve utilizar o aparelho no rosto, pequenos lábios, vagina, ânus, mamilos e aréolas. Os homens não devem utilizá-lo no rosto ou no escroto.
	Você usou uma intensidade de luz alta demais.	Reduza a intensidade da luz a um nível confortável. Consulte o capítulo "Preparação para o uso", seção "Intensidade de luz".
	A janela de saída de luz está quebrada.	Caso a janela de saída de luz do acessório para aparar pelos do corpo estiver quebrada, pare de usar o aparelho com esse acessório imediatamente. Dirija-se até um representante ou uma assistência técnica Philips ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país para trocá-lo.
	O aparelho não é adequado para a sua cor de pele ou dos pelos.	Não utilize o aparelho se o pelo do seu corpo for louro claro, vermelho, cinzento ou branco. Também não utilize o aparelho se a sua pele for escura. Consulte a tabela de cores do pelo e da pele na Guia de início rápido.
As áreas em que o tratamento é realizado ficam vermelhas após o tratamento.	É normal que a pele apresente uma leve vermelhidão, que não é prejudicial e desaparece rapidamente.	Nenhuma ação é necessária.
A reação dermatológica após o tratamento está durando mais do que o normal.	Você usou uma intensidade de luz alta demais.	Selecione uma intensidade de luz mais baixa na próxima vez. Consulte o capítulo "Preparação para o uso", seção "Intensidade da luz". Se a reação da pele durar mais que 3 dias, consulte um médico.
Os resultados de remoção dos pelos não são satisfatórios.	Você usou uma intensidade de luz baixa demais.	Faça um teste de pele para determinar se você pode usar uma intensidade da luz mais alta (consulte o capítulo "Utilização do aparelho", seção "Primeira utilização e teste de pele").
	Talvez você não tenha feito sobreposições o suficiente ao usar o aparelho.	Para uma depilação mais eficaz, você deve fazer sobreposições durante o uso do aparelho. Consulte o capítulo "Utilização do aparelho", seção "Uso subsequente", etapa 4.

Problema	Possível causa	Solução
	Você não usa o aparelho com tanta frequência conforme recomendado.	Para remover corretamente todos os pelos e evitar que a raiz nasça novamente, você deve repetir os tratamentos a cada duas semanas pelos dois primeiros meses. Para que a pele esteja sempre macia, repita o tratamento a cada quatro a seis semanas. O tempo dos tratamentos pode variar dependendo da pessoa e das áreas em que o tratamento é realizado. Caso muitos pelos cresçam entre os tratamentos, basta diminuir novamente o intervalo entre os tratamentos. Não realize o tratamento na mesma área por até duas semanas. Ao usar o aparelho com mais frequência do que o recomendado, você não aumenta a eficácia do aparelho, mas sim o risco de reações dermatológicas.
	Você responde mais lentamente ao tratamento por IPL do que a média dos usuários.	Continue usando o aparelho por pelo menos 6 meses, pois o crescimento de novos pelos ainda pode diminuir durante este período. Também leve em consideração as outras soluções para este problema.
	O aparelho não é adequado para a sua cor de pele ou dos pelos.	Não utilize o aparelho se o pelo do seu corpo for louro claro, vermelho, cinzento ou branco. Também não utilize o aparelho se a sua pele for escura. Consulte a tabela de cores do pelo e da pele na Guia de início rápido.
Os pelos começam a crescer novamente nas mesmas áreas em que o tratamento foi realizado.	Talvez você não tenha feito sobreposições o suficiente ao usar o aparelho.	Para uma depilação mais eficaz, você deve fazer sobreposições durante o uso do aparelho. Consulte o capítulo "Utilização do aparelho", seção "Uso subsequente", etapa 4.
	Os pelos começam a crescer novamente como parte do ciclo natural do crescimento de pelos.	Isso é normal. Isso é parte do ciclo natural do crescimento dos pelos. No entanto, os pelos que crescem novamente tendem a ser mais macios e finos.
O aparelho parou de funcionar.	O aparelho está com defeito.	Entre em contato o com a Central de Atendimento ao Cliente, um representante ou uma assistência técnica Philips.





[www.philips.com](http://www.philips.com)



4222.100.0511.2