



PHILIPS

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SC1992, SC1991

OPIS OGÓLNY


Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/lumea

Technologia depilacji światłem jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów trwałego usuwania niepożądanego owłosienia. Różnica w stosunku do stosowanych obecnie sposobów samodzielnej depilacji polega na silnym zahamowaniu odrastania włosów. Urządzenie Philips Lumea Essential umożliwia usuwanie zbędnego owłosienia z obszarów ciała znajdujących się poniżej szyi.

Firma Philips poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa użytkowników. Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi, w tym ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami, w celu prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzenia. Ta skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje instrukcji obsługi, ale bardzo ułatwia korzystanie z produktu.

Należy pamiętać, że nie każdy może używać tego urządzenia. Skorzystaj z tabeli znajdującej się z tyłu skróconej instrukcji obsługi, aby dobrać właściwą intensywność światła do koloru skóry i włosów na ciele oraz aby sprawdzić, czy możesz korzystać z urządzenia.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub pomocy, odwiedź stronę www.philips.com/support.



- | | |
|--|---|
| 1 Wskaźniki intensywności (1–5) | 9 Nasadka do ciała (odpowiednia do całego ciała poniżej linii szyi) |
| 2 Wyłącznik | 10 Metalowa ramka wewnątrz nasadki |
| 3 Wskaźnik gotowości do błysku | 11 Wbudowany system bezpieczeństwa |
| 4 Otwory wentylacyjne | 12 Styki elektryczne |
| 5 Gniazdo urządzenia | 13 Zasilacz |
| 6 Przycisk błysku | 14 Mała wtyczka |
| 7 Otwór na styki elektryczne | |
| 8 Okienko emisji światła z wbudowanym filtrem UV | |


Dodatkowo: szmatka do czyszczenia i etui

ZASADY UŻYWANIA

Przed użyciem urządzenia Philips Lumea Essential przeprowadź test na skórze (patrz instrukcja obsługi). Po zakończeniu testu odczekaj 24 godziny i sprawdź, czy na skórze nie występuje odczyn. Jeśli zauważysz jakąkolwiek reakcję skórą, podczas następnej sesji wybierz najwyższe ustawienie intensywności, które nie spowodowało tej reakcji.




W przypadku regularnego korzystania z urządzenia Philips Lumea Essential unikaj opalania się. Po opalaniu odczekaj co najmniej 2 tygodnie przed użyciem urządzenia Lumea Essential.




Przed użyciem urządzenia Lumea przygotuj skórę, golenie wybrany obszar poddawany zabiegowi. Kiedy włosy przestaną odrastać — co zwykle następuje po 4–5 zabiegach — golenie przed użyciem urządzenia nie będzie już konieczne.



Sprawdź, czy nasadka i okienko emisji światła są czyste. Jeśli są zanieczyszczone brudem, włosami lub włóknami, wyczyść je przy użyciu dołączonej szmatki.




Prawidłowo załóż nasadkę do ciała z powrotem na urządzenie.



Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego i włącz urządzenie. Następnie wybierz poziom intensywności światła odpowiadający odcieniowi skóry. Wybierz odpowiednie ustawienie na podstawie tabeli znajdującej się z tyłu skróconej instrukcji obsługi.



Aby dostosować intensywność światła, naciśnij odpowiednią liczbę razy wyłącznik do czasu, gdy zostanie wybrane odpowiednie ustawienie.



Przyłóż urządzenie Lumea do skóry pod kątem prostym, tak aby miało pełną styczność się ze skórą. Wskaźnik gotowości do błysku zaświeci się na zielono, gdy urządzenie będzie w prawidłowej pozycji.



Naciśnij przycisk błysku, aby wyzwolić błysk. Podnieś urządzenie i przyłóż je do następnego obszaru ciała, który ma zostać poddany zabiegowi. Upewnij się, że dany obszar nakłada się częściowo na wcześniejsze miejsce. Następnie ponownie naciśnij przycisk błysku.



Urządzenie Lumea Essential Plus (SC1992) umożliwia wybór preferowanego trybu działania. Głównym trybem jest tryb przesunięcia i błysku. W tym trybie użytkownik trzyma naciśnięty przycisk błysku, a błyski są wyzwalane w trakcie przesuwania urządzenia.

Po każdym błysku musi upłynąć maks. 3,5 sekundy, zanim urządzenie będzie gotowe do następnego błysku. Podczas tego czasu ładowania wskaźnik gotowości do błysku migie, gdy urządzenie ma pełną styczność ze skórą.

Odcień skóry














						
Kolor włosów na ciele	Biały	Beżowy	Jasnobrązowy	Brązowy	Ciemnobrązowy	Brązowoczarny lub ciemniejszy
Biały/szary 	×	×	×	×	×	×
Czerwony 	×	×	×	×	×	×
Jasny blond 	×	×	×	×	×	×
Ciemny blond/ jasnobrązowy 	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Brązowy 	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Ciemnobrązowy 	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Czarny 	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×

Tabela z zalecanymi poziomami intensywności światła

Skorzystaj z tabeli, aby określić właściwe poziomy intensywności światła dla koloru swojej skóry i włosów na ciele, a także w celu sprawdzenia, czy ta metoda jest odpowiednia. Metoda daje lepsze rezultaty w przypadku większych intensywności, ale w przypadku uczucia bólu bądź dyskomfortu należy zmniejszyć intensywność światła. Impuls światła może dawać na skórze poczucie ciepła lub gorąca, ale nie powinien być bolesny.

Zapoznaj się z częścią „Przeciwwskazania” w instrukcji obsługi. Niektóre leki i problemy zdrowotne mogą powodować wystąpienie niepożądanych reakcji w przypadku użycia urządzenia.