



# PHILIPS

QUICK START GUIDE

SC1992, SC1991

ITALIANO

**Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto da Philips!**  
Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul sito [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea).


La rimozione dei peli tramite l'utilizzo della luce è uno dei metodi più efficaci per la depilazione dei peli del corpo superflui e garantisce risultati più duraturi. Questo metodo di depilazione è diverso dagli attuali metodi adottati a casa in quanto riduce significativamente la ricrescita del pelo. Philips Lumea Essential permette il trattamento di peli superflui nelle zone del corpo al di sotto della nuca.

Philips prende sul serio la vostra sicurezza. Per un uso corretto, sicuro ed efficace, consultate il manuale d'uso, comprese tutte le precauzioni per la sicurezza e le avvertenze, prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Questa guida rapida non sostituisce il manuale d'uso, ma facilita il più possibile l'utilizzo del prodotto.

Ricordate che quest'apparecchio non è adatto a tutti. Consultate la tabella sul retro di questa guida rapida per determinare quale sia l'intensità luminosa più adatta alla vostra pelle e al colore dei peli e per verificare se questo apparecchio sia adatto a voi.

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## DESCRIZIONE GENERALE



- |  |   |
|--|---|
| 1 Intensità luminosa (1-5)                                 | 9 Accessorio corpo (adatto per tutte le zone del corpo al di sotto del collo) |
| 2 Pulsante on/off  | 10 Cornice metallica dentro l'accessorio                                      |
| 3 Spia di luce pronta                                      | 11 Sistema di sicurezza integrato   |
| 4 Fori di ventilazione                                     | 12 Contatti elettrici   |
| 5 Presa apparecchio  | 13 Adattatore   |
| 6 Pulsante per l'emissione flash                           | 14 Spinotto   |
| 7 Apertura per contatti elettrici                          |   |
| 8 Finestra di emissione della luce con filtro UV integrato |   |

**Inclusi inoltre:** panno detergente e astuccio

## MODALITÀ D'USO DELL'APPARECCHIO

Prima di utilizzare Philips Lumea Essential, effettuate un test cutaneo (consultate il manuale dell'utente). Dopo aver effettuato il test, aspettate 24 ore e verificate la comparsa di eventuali reazioni cutanee. Qualora ciò si verificasse, per l'utilizzo successivo scegliete l'impostazione più elevata che non ha provocato reazioni cutanee.



Se utilizzate Lumea regolarmente, evitate l'esposizione al sole. In caso di esposizione, attendete almeno 2 settimane prima di riutilizzare Lumea Essential.



Prima di utilizzare Lumea, è necessario preparare la vostra pelle radendo la zona interessata. Una volta che i peli cessano di ricrescere, di solito dopo 4-5 trattamenti, non dovrete più radervi prima di utilizzare l'apparecchio.



Controllate che l'accessorio e la finestra di emissione della luce siano puliti. In caso di sporco, pelli o fibre, puliteli prima dell'uso utilizzando il panno in dotazione.




Assicuratevi di riposizionare correttamente l'accessorio per il corpo.



Inserite la spina nella presa di corrente e accendete il dispositivo. Quindi selezionate il livello di intensità luminosa adatto al vostro tipo di pelle. Per scegliere l'impostazione appropriata, basta consultare la tabella sul retro di questa guida rapida.



Per regolare l'impostazione di intensità luminosa, premete una o più volte il pulsante on/off fino a raggiungere l'impostazione desiderata.



Posizionate l'epilatore Lumea con un angolo di 90° sulla vostra pelle ed assicuratevi che aderisca completamente alla pelle. A questo punto, la spia di luce pronta diventa verde.



Premete il pulsante per emettere un flash di luce. Sollevate l'apparecchio dalla vostra pelle e posizionatelo nell'area successiva, verificando che ci sia una certa sovrapposizione. Quindi premete di nuovo il pulsante.



Con Lumea Essential Plus, potete scegliere la modalità che desiderate utilizzare. L'emissione della luce facendo scorrere l'apparecchio sulla pelle è la principale modalità di applicazione. Basta tenere il pulsante premuto perché venga emesso un flash di luce man mano che l'apparecchio viene fatto scorrere sulla pelle. Dopo ogni emissione di luce, sono necessari fino a 3,5 secondi perché l'apparecchio sia nuovamente pronto. Durante questo tempo di ricarica, la spia di luce pronta lampeggia quando l'apparecchio aderisce completamente alla cute.

Toni della pelle						
Colore dei peli	White	Beige	Marrone chiaro	Marrone di intensità media	Marrone scuro	Nero-marrone e tonalità più scura
Bianco/grigio	×	×	×	×	×	×
Rosso	×	×	×	×	×	×
Biondo chiaro	×	×	×	×	×	×
Biondo chiaro/ marrone chiaro	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Marrone	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Marrone scuro	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Nero	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×

### Tabella dell'intensità luminosa consigliata

Consultate la tabella per determinare quali siano le intensità luminose più adatte per la vostra pelle e per il colore dei peli e verificate che questo metodo sia adatto a voi. Il metodo è più efficace con le intensità più elevate; tuttavia, in caso di dolore o fastidio, è consigliabile ridurre l'intensità luminosa. Gli impulsi luminosi potrebbero generare una sensazione più o meno intensa sulla cute, seppur indolore.

Verificate la sezione "Controindicazioni" del manuale dell'utente; alcuni farmaci e patologie possono causare reazioni negative all'uso dell'apparecchio.

4222.100.0506.2