

Quick start guide/Guía de configuración rápida/Guide de démarrage rapide/Guia para inicio rápido



Using/ Utilización/Utilisation/Utilização



EN

Always perform a skin test before use. After the test, wait 24 hours. If you see skin reactions, use the highest intensity level that did not give skin reactions.

ES

Empiece siempre utilizando Philips

Lumea

Comfort

y con el nivel de intensidad más bajo. Aumente el nivel de intensidad un nivel si no siente molestia durante y después del uso.

FR-CA

Commencez votre utilisation du système Lumea Comfort de Philips en

sélectionnant le niveau d'intensité le plus bas. Augmentez l'intensité d'un niveau à la fois et uniquement si vous n'avez éprouvé aucune sensation d'inconfort après et pendant l'utilisation précédente.


PT-BR

Sempre comece usando o Philips

Lumea

Comfort

no nível de intensidade mais baixo! Apenas aumenta a intensidade em um nível se você não sentir nenhum desconforto durante e depois da utilização.



EN

If you recently sunbathed or used

artificial tanning equipment, wait at least 2 weeks before you use the appliance.

ES

Si vous avez

tenu

un bain de soleil ou utilisé un appareil de bronzage artificiel, attendez au moins 2 semaines

avant d'utiliser l'appareil.

FR-CA

Si vous avez

pris

un bain de soleil ou utilisé un appareil de bronzage artificiel, attendez au moins 2 semaines

avant d'utiliser l'appareil.

PT-BR

Se você se bronzeou ou utilizou

um

equipamento de bronzeamento

artificial

recentemente,


espere

ao menos

2

semanas

antes de utilizar o dispositivo.



EN

Plug in the appliance and switch it

on.

The

light

of

intensity

1

goes

on

and

the

fan

inside

starts.

ES

Enchufe el dispositivo y enciéndalo.

El

piloto

de

intensidad

1

se

enciende

y el

ventilador

del

interior

se

activa.

FR-CA

Branchez et allumez l'appareil.

Le

voyant

d'intensité


1

s'allume

et le

ventilateur

SC1982, SC1981



EN

After 1 second, the READY/skin

color

warning

light

goes

up.

The

appliance

is

ready

to

flash.

ES

Después de 1 segundo, el piloto

READY

>(prest)

se ilumina.

El dispositivo

est

alors

prêt

à émettre une première

impulsion

lumineuse.

PT-BR

Depois de 1 segundo, a luz

PRONTO

PARA

USO

acenderá.

O dispositivo

est

pronto


para

emitir

um

pulso.

5



EN

Press the on/off/intensity button to

increase

the

intensity.

If the treatment becomes

painful,

reduce

the

intensity.

ES

Pulse el botón de intensidad para

aumentar

la intensidad.

FR-CA

Appuyez sur le bouton d'intensité

pour augmenter

la intensité.

PT-BR

Pressione o botão de intensidade

para

aumentar

a intensidade.

Si o


tratamento

tornar-se

doloroso,

reduza

a intensidade.



6

EN Place the skin contact surface on

your

skin.

When

there

is

full

skin

contact

the

READY

skin

color

warning

light

starts

to

blink

slowly.

ES

Coloque la superficie de contacto

con la piel

sobre la piel.

Cuando

el

contacto

es

total

con la piel, el piloto

READY

empieza a parpadear lentamente.

FR-CA

Placez la surface de contact

sur votre peau.

Lorsque

le

contact

est

complet,

le

voyant

READY

s'éteint et une impulsion

émissaire

est émise.

PT-BR

Coloque a superfície de contato

com a pele

sobre a sua pele.

Quando

houver

contato

total

com a pele, a luz

indicadora

PRONTO

PARA


USO

desligará

e um pulso

será

emitido.



7

EN Press the flash button. If your skin color is light enough, the READY/skin

color

warning

light

goes

off

and the appliance

releases

flashes

as you slide it

across your skin.

ES

Pulse el botón de emisión de pulsos.

Si el

color

de la piel es lo suficiente-

mente

claro,

el piloto

READY

se apagará

y el aparato

emitirá

un pulso.

FR-CA

Pulse el botón

de

emisión

de

pulsos.

Si el

color

de la piel es lo suficiente-

mente

claro,

el piloto

READY

se apagará

y el aparato

emitirá

un pulso.

PT-BR

Conecte o dispositivo

a

cor

da

sua

pele

por

fim

de

tempo

de

exposi

ção

a


sol

e

desligue

o

dispositivo.



8

EN In the Slide & Flash mode, you keep the flash button pressed. The appliance continues to release flashes as you slide it

across

your

skin.

ES

Si mantienes pulsado el botón de

emisión

de pulsos,

el dispositivo seguirá

emitiendo

pulsos

mientras

lo desliza

por

tu

piel.

FR-CA

Si

mantienes

el botón

de

emisión

de

pulsos

pulsando

el

aparato

continuará

emitiendo

pulsos

cuando

vocé

desliza

el

dispositivo

a

otra

zona

que

ha

acabado

de


tratar

y

emita

otro

pulso.



9

EN In the Step & Flash mode, release the flash button after each flash. Then move the appliance to an area right next to the area you just treated and release another flash.

ES

También puede soltar el botón de

emisión

después

de cada

pulso.

A continuación,

mueva el dispositivo a la

zona

que

hay

justo

al

lado

de

la

que

vocé

acabó

de tratar

y

emita

otro

pulso.

FR-CA

Vous pouvez également relâcher

le

bouton

P

Recommended light intensities /Niveles de intensidad recomendados Niveaux d'intensité recommandée /Níveis de intensidade recomendados

Hair colour Color del vello Couleur des poils Cor dos pelos	Skin tone / Color de piel / Couleur de peau / Cor da pele					
	Lightest	Light	Medium	Dark	Darkest	Very Darkest
	4/5	4/5	3/4	1/2/3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4/5	4/5	3/4	1/2/3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4/5	4/5	3/4	1/2/3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4/5	4/5	3/4	1/2/3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

EN - means that this method is not suitable for you.

-1 to 5 are the light intensity settings. The table states the suitable light intensity for each skin colour.

Note: If the treatment becomes painful at any point in time, reduce the light intensity setting until the treatment is comfortable again.

ES - significa que este método no es adecuado para usted.

-Los niveles de intensidad van del 1 al 5. La tabla indica el nivel adecuado para cada color de piel.

Nota: Si el tratamiento resulta doloroso en cualquier momento, reduzca el nivel de intensidad hasta que el tratamiento vuelva a resultar cómodo.

FR-CA - signifie que cette méthode ne convient pas à votre type de peau.

- Les chiffres 1 à 5 représentent les niveaux d'intensité. Le tableau indique le niveau d'intensité adéquat pour chaque couleur de peau.

Remarque : Si le traitement s'avérait douloureux, réduisez le niveau d'intensité jusqu'à retrouver une sensation de confort.

PT-BR - O indica que esse método não é adequado para você.

- Os números de 1 a 5 são os níveis de intensidade. A tabela indica o nível adequado para cada cor de pele.

Nota: Se o tratamento tornar-se doloroso em qualquer momento, reduza o nível de intensidade até que o tratamento torne-se confortável novamente.