


PHILIPS

Lumea

SC2009, SC2007








Skin tone table / جدول درجة لون البشرة / جدول رنگ پوست / Tableau de teint de peau



Hair color table / جدول لون الشعر / جدول رنگ مو / Tableau de couleur de cheveux



English 6
Français 29
العربية 71
فارسی 91

Contents

Welcome	7
Device overview (Fig. 1)	7
Who should not use Lumea? Contraindication	8
General conditions	8
Medications/History	8
Pathologies/Disorders	9
Skin condition	9
Location/areas	10
Important	10
Danger	10
Warning	11
To prevent damage	12
Caution	13
Electromagnetic fields (EMF)	14
How IPL works	14
Suitable body hair colors	15
What to expect	15
Immediately after the 1st treatment	15
After 2-3 treatments	15
After 4-5 treatments	15
Tanning advice	15
Tanning with natural or artificial sunlight	15
Tanning with creams	16
Before you use your Lumea	16
Pretreating your skin	16
Skin test	16
Using your Philips Lumea	17
Attachments	17
Placing and removing	17
Body attachment	17
Facial attachment	17
Bikini attachment (SC2009)	17
Selecting the right light intensity	17
Handling the device	18
Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash	19
Recommended treatment schedule	20
Initial phase	20
Touch-up phase	20
Recommended attachment & treatment time per area	21
After use	21
Common skin reactions	21
Rare side effects	22
Aftercare	23
Charging	23
Battery fully charged	24

Battery low	24
Cleaning & storage	24
Recycling	25
Removing the rechargeable battery	25
Warranty and support	25
Technical specifications	25
Troubleshooting	26

Welcome

Welcome to the beauty world of Lumea! You are only a few weeks away from silky-smooth skin.

Philips Lumea uses Intense Pulsed Light (IPL) technology, known as one of the most effective methods to continuously prevent hair regrowth. In close cooperation with licensed dermatologists we adapted this light-based technology, originally used in professional beauty salons, for easy and effective use in the safety of your home. Philips Lumea is gentle and offers convenient and effective treatment at a light intensity that you find comfortable. Unwanted hairs are finally a thing of the past. Enjoy the feeling of being hair-free and look and feel amazing every day.

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. For further information, please go to www.philips.com/lumea to find our experts' advice, tutorial videos and FAQs and make the most of your Lumea.

Device overview (Fig. 1)


- 1 Light exit window with integrated UV filter
- 2 Attachments
 - a Facial attachment
 - b Body attachment
 - c Bikini attachment (SC2009)
- 3 Reflector inside the attachment
- 4 Safety ring
- 5 Flash button
- 6 Intensity lights (1-5)
- 7 Intensity increase button
- 8 Intensity decrease button
- 9 Charging light and battery low indication
- 10 On/off button
- 11 Device socket
- 12 'Ready to flash' light
- 13 Air vents
- 14 Adapter
- 15 Small plug
- 16 Pouch (not shown)

Who should not use Lumea? Contraindication

General conditions

- Never use the device if you have skin type VI (You rarely to never sunburn, very dark tanning). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as hyperpigmentation and hypopigmentation, strong redness or burns.

Note: To check if your skin type allows usage of the device, consult the skin tone table with number 2 on the foldout page.



- Never use the device if you are pregnant or breastfeeding as the device was not tested on pregnant or breastfeeding women.
- Never use the device if you have any active implants such as a pacemaker, neurostimulator, insulin pump etc.

Medications/History

Never use the device if you take any of the medications listed below:

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated in the past week with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are taking photosensitizing agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the device if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.

Never use the device:

- If you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.
- If you are on painkillers which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you take immunosuppressive medications.
- If you have had surgery in the areas to be treated in the last 3 weeks.

Pathologies/Disorders

Never use the device:

- If you have diabetes or other systemic or metabolic diseases.
- If you have congestive heart disease.
- If you have a disease related to photosensitivity, such as polymorphic light eruption (PMLE), solar urticaria, porphyria etc.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

Skin condition

Never use the device:

- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- On irritated (red or cut), sunburned, recently tanned or fake-tanned skin.

- On the following areas without consulting your doctor first: moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars and skin anomalies. This can result in a burn and a change in skin color, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.
- On following areas: warts, tattoos or permanent make-up.

Location/areas

Never use the device on the following areas:



- Around the eyes and on or near the eyebrows.
- On lips, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- Men must not use the device on the face and neck including all beard-growing areas, nor on the whole genital area.
- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- Over or near anything artificial like silicone implants, subcutaneous injection ports (for instance an insulin dispenser) or piercings.

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the device, we advise you to consult your doctor.

Important



- Keep the device and the adapter dry.
- If the device is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.

- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this device in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).

Warning

- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The device is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the device with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults of 18 years and older can use the device freely.
- Always check the device before you use it. Do not use the device or adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not use the device if the UV filter of the light exit window and/or attachment is broken.
- Do not modify or cut off any part of the adapter or the cord, as this causes a hazardous situation.
- Do not use any pencil or pen to mark the areas to be treated. This may cause burns on your skin.
- If you have a dark-colored skin, be careful with treating a darker area immediately after a lighter area. The skin tone sensor may not immediately block the treatment on the darker body area.

- Hair removal by intense pulsed light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage treated on the face and neck.
- The light exit window and the filter of the attachments can become very hot after use. Do not touch the inner part of the light exit window and the filter of the inner part of the attachments without letting them cool down first.
- For the purpose of recharging the battery, only use the detachable supply unit (A00440) provided with this appliance (see symbol).



Note: If you notice a skin tone change from the last treatment (e.g. due to tanning), we recommend that you perform a skin test and to wait 30 minutes before your next treatment.

To prevent damage

- Make sure that nothing obstructs the airflow through the ventilation slots of the device.
- Never subject the device to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the device from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Store the device in a dust free and dry place.
- Do not expose the device to temperatures lower than 5°C or higher than 35°C during use.
- To prevent damage, do not expose the device to direct sunlight or UV light for several hours.

Caution

- This device is only intended for removing unwanted body hair from areas below the cheekbones. Do not use it for any other purpose. Doing so may expose you to a hazardous situation. Men must not use it on the face and neck including all beard-growing areas and the whole genital area.




- This device is not washable. Never immerse the device in water and do not rinse it under the tap.
- For hygienic reasons, the device should only be used by one person.
- Use the device only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the device.
- The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes.
- Always return the device to a service center authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Never leave the device unattended when it is switched on. Always switch off the device after use.
- Do not use the device if any of the conditions mentioned in chapter 'Who should not use Lumea? Contraindication' apply to you.
- Tanning with natural or artificial sunlight might influence the sensitivity and color of your skin. Perform a skin test to determine the appropriate light intensity setting.

- Before you use Lumea, you should clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances.
- Do not treat the same skin area more than once during a session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.
- Lumea should never be painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting.


Electromagnetic fields (EMF)

This Philips device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


How IPL works



With IPL technology, gentle pulses of light are applied to the skin and absorbed by the hair root. The darker the hair, the better the pulses of light are absorbed.



The pulses of light stimulate the hair follicle to go into a resting phase. As a consequence, the hair sheds naturally and hair regrowth is prevented.




The cycle of hair growth consists of different phases. IPL technology is only effective when the hair is in its growing phase. Not all hairs are in the growing phase at the same time. This is why we recommend an 8-week treatment schedule followed by touch-ups to make sure all hairs are effectively treated in the growing phase.

Note: Treatment with Lumea is not effective if you have blond or light blond hairs, as light hairs do not absorb enough light. Below you can see the hair colors for which Lumea is suitable and effective.

Suitable body hair colors

Note: To check if your body hair color allows usage of the device, consult the hair color table with number 3 on the foldout page.



What to expect

Immediately after the 1st treatment

After the first treatment, it can take 1 to 2 weeks for the hairs to fall out. In the first weeks following the initial treatments, you still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were not in their growing phase during the first treatments.

After 2-3 treatments

After 2-3 treatments, you should see a noticeable reduction in hair growth. However, to effectively treat all hairs, it is important to keep on treating according to the recommended treatment schedule.

After 4-5 treatments

After 4-5 treatments, you should see a significant reduction of hair growth in the areas that you treated with Lumea. A reduction of hair density should be visible as well. Keep on treating with frequent touch-ups (every 4-8 weeks) to maintain the result.

Tanning advice

Tanning with natural or artificial sunlight



Intentionally exposing your skin to natural or artificial sunlight, with the aim of developing a tan influences the sensitivity and color of your skin. Therefore the following is important: After each treatment, wait at least 24 hours before tanning. Even after 24 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore. Use a sunblock SPF 50+ on the treated areas in the 48 hours after treatment when exposing your skin to the sun. After this period, you can use your regular sunblock. After tanning, wait at least 48 hours before you use Lumea. Perform a skin test 48 hours after tanning to determine the appropriate light intensity setting. Do not use Lumea on sunburned body areas.


Note: Occasional and indirect sun exposure does not qualify as tanning.

Tanning with creams

If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has disappeared completely before you use the device.

Before you use your Lumea

Pretreating your skin



Before you use Lumea, you should pretreat your skin by removing hairs on the surface of your skin. This allows the light to be absorbed by the hair parts below the skin surface to ensure effective treatment. You can either shave, short-trim, epilate or wax. Do not use depilatory creams, as chemicals may cause skin reactions.



If you choose to wax, please wait 24 hours before using Lumea to let your skin rest. We recommend that you take a shower before the treatment to ensure that all possible residue of wax has been removed from your skin.

- 1 Pretreat the areas you intend to treat with Lumea.
- 2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances.

Note: Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4–5 treatments, you no longer have to pretreat your skin before you use the device.

Skin test

When you use Lumea for the first time or after recent tanning, perform a skin test on each area to be treated. The skin test is necessary to check your skin's reaction to the treatment and to determine the correct light intensity setting for each body area.

- 1 Choose an area close to the area you intend to treat.
- 2 Switch on the device. Make sure you select setting 1.
- 3 Put the device against your skin and press the flash button to release a flash.
- 4 Slide the device over the skin to the next area to be treated.
- 5 Increase the setting by one level, apply a flash and slide the device to the next area. Repeat this for all levels within the recommended range for your skin type.
- 6 After the skin test, wait 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use. The skin test should be performed in all the areas you want to treat.


Using your Philips Lumea

Attachments

Placing and removing


To place the attachment, simply snap it onto the light exit window.

To remove the attachment, pull it off the light exit window.



Body attachment

You can use the body attachment to treat unwanted hair on several body areas below the neckline. You can use it for example for fast treatment of larger areas like legs.





Facial attachment

The facial attachment includes an additional integrated light filter for extra safety and you can therefore use it to treat unwanted facial hair on the upper lip, chin and sideburns.

Caution:

- Do not treat your eyebrows with Lumea.
- When you treat the area above your upper lip, be careful that you do not flash on the lip.




Bikini attachment (SC2009)

The bikini area attachment has a special filter for treating the coarser hair in the bikini area.

Selecting the right light intensity

Lumea provides 5 different light intensities. Depending on your skin type and the light intensity level you find comfortable, you can select the right light intensity setting.


- 1 Consult the table below to select the right setting.



- 2 To adjust the light intensity setting, press the intensity increase button or the intensity decrease button until you have reached the required setting.
- 3 Lumea should never be painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting.
- 4 After recent tanning, perform a skin test to determine the right light intensity setting.


Skin type	Skin tone	Light intensity setting
I	White; You always sunburn, never tan.	4/5
II	Beige; You easily sunburn, tan minimally.	4/5
III	Light brown; You sunburn easily, tan slowly to light brown.	4/5
IV	Mid brown; You rarely sunburn, tan easily.	3/4
V	Dark brown; You rarely sunburn, tan very easily.	1/2/3
VI	Brownish black or darker; You rarely or never sunburn, very dark tanning.	You cannot use the device

Note: To check if your skin type allows usage of the device, consult the skin tone table with number 2 on the foldout page.






Note: Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons.

Handling the device




- 1 Before use, charge the device, clean the attachments and the light exit window and select the right light intensity for your skin tone.
- 2 Place the device at a 90° angle on the skin so that the attachment and the safety ring are in contact with your skin. The safety ring prevents unintentional flashing without skin contact.



- Press the device firmly onto your skin to ensure proper skin contact.

The 'ready to flash' light on the back of the device lights up green to indicate that you can proceed with the treatment.



- Press the flash button to release a flash. You should feel a warm sensation because of the flash.

Note: The light produced by the device is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes.

- Place the device on the next area to be treated. After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the device is ready to flash again. You can release a flash when the 'ready to flash' light lights up again.
- To make sure that you have treated all areas, release the flashes close to each other. However, make sure you flash the same area only once. Flashing the same area twice doesn't improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.

Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash

Your Philips Lumea has two treatment modes for more convenient use on different body areas:

- The Stamp & Flash mode is ideal to treat small or curvy areas like knees and underarms. Simply press and release the flash button to release a single flash.
- The Slide & Flash mode offers convenient use on larger areas like legs. Keep the flash button pressed while you slide the device over your skin to release several flashes in a row.

Recommended treatment schedule

Initial phase

For the first 4 to 5 treatments, we advise you to use Philips Lumea once every two weeks to ensure that all hairs are treated.




Touch-up phase

After the initial treatment phase (4-5 treatments), we recommend touch-ups every 4 to 8 weeks, when you see hairs growing back. This is to maintain results and enjoy smooth skin for months. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas.



Recommended attachment & treatment time per area



After use

Common skin reactions

Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.

Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. You can cool the area with an ice pack or a wet face cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturizer on the treated area 24 hours after the treatment.

Rare side effects

- Burns, excessive redness (e.g. around hair follicles) and swelling: these reactions occur rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discoloration: this occurs very rarely. Skin discoloration manifests itself as either a darker patch (hyperpigmentation) or a lighter patch (hypopigmentation) than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If the discoloration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discolored areas until the discoloration has disappeared and your skin has regained its normal skin tone.
- Skin infection is very rare but is a possible risk following a (micro) wound, a skin burn, skin irritation etc.
- Epidermal heating (a sharply defined brownish area which often occurs with darker skin tones and is not accompanied with skin dryness): This reaction occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 week, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Blistering (looks like small bubbles on the surface of the skin): this occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 month or when the skin gets infected, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Scarring: often the secondary effect of a burn, which can take longer than a month to heal.

- Folliculitis (swelling around hair follicles combined with pustule formation): this reaction occurs very rarely and is the result of bacteria penetrating the damaged skin. In case this reaction occurs, we advise you to consult a doctor as folliculitis may need antibiotic ointment.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the device on skin that is not hair-free, if you use the device at a light intensity that is too high for your skin tone, if you flash the same area more than once and if you use the device on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc.

Aftercare


After use, you can safely apply lotions, creams, deodorant, moisturizer or cosmetics to the treated areas. If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water.

Note: when following all instructions you may still get skin reactions. In this case stop using the device and contact the consumer care center in your country.

Charging

Charge the batteries of the device before you use it for the first time. Charging takes approx. 1 hour and 40 minutes. Fully charge the batteries every 3 to 4 months, even if you do not use the device for a longer time. When the device is charging, the charging light flashes green.


Note: This device can only be used without cord.



- 1 Make sure the device is switched off.
- 2 Insert the small plug into the device and put the adapter in the wall socket. Charge your Lumea after every use to save the batteries.


Note: The device is equipped with battery-overheat protection and does not charge if the room temperature exceeds 40 °C.

Battery fully charged



When the batteries are fully charged, the charging light lights up solid green. Fully charged batteries provide at least 370 flashes at light intensity 5.


Battery low




When the battery is almost empty, the charging light lights up orange continuously.

Cleaning & storage

- 1 After use, switch off the device, unplug it and let it cool down.
- 2 Remove the attachment.



- 3 Moisten the soft cloth supplied with the device with a few drops of water and use it to clean the following parts:
 - the light exit window
 - the outside surface of the attachments
 - the reflector inside the attachments
 - the reddish filter glass inside the facial attachment
- 4 Let all parts air dry thoroughly.
- 5 Store the device in a dust-free and dry place at a temperature between 0 °C and 60 °C.



Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Before you remove the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

- 1 Check if there are screws in the back or front of the appliance. If so, remove them.
- 2 Remove the back and/or front panel of the appliance with a screwdriver. If necessary, also remove additional screws and/or parts until you see the printed circuit board with the rechargeable battery.
- 3 Remove the rechargeable battery.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Technical specifications

SC2009, SC2007

Rated voltage	100 - 240 V
Rated frequency	50 - 60 Hz
Rated input	16 W
Protection against electric shock	Class II, double insulated
Protections rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: +15 °C to 35 °C
Storage conditions temperature	-25 °C to 70 °C
Relative humidity	Less than 90% (non condensing)
Operating pressure	700 - 1060 hPa

SC2009, SC2007

Altitude	Max. 3000 m
Emitted wavelengths	565 – 1400 nm, depending on attachment
Optical exposure	2.5 – 6.5 J/cm ² , depending on chosen setting and attachment
Maximum optical energy	23 J
Pulse duration	<2.0 ms
Repetition time	1-3.5 s, depending on chosen setting
Optical homogeneity	Max. +/- 20% deviation from average optical exposure in treatment area

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the device. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The device suddenly switches off.	The rechargeable batteries are empty	Charge the device. See Chapter Charging.
The device/adapter becomes warm during charging	This is normal.	No action required.
I cannot use the device from the mains.	Due to safety reasons it is not possible to use the device from the mains.	Philips Lumea can only be used without cord.
The 'ready to flash light' doesn't light up when I place the attachment on my skin, but the cooling fan works.	The device and attachment are not in proper contact with the skin.	Adjust the pressure or angle of the device on the skin.
The 'ready to flash light' lights up green but the device does not produce a flash when I press the flash button.	The device needs to be reset	To reset the device, switch it off and switch it on again.

Problem**Possible cause****Solution**

The device produces a strange smell.

The attachment or the filter glass is dirty.

Clean the attachment carefully.

You have not removed the hairs on the area to be treated properly. These hairs may get burned and can cause the smell.

Pretreat your skin before you use Lumea.

The skin feels more sensitive than usual during treatment/I experienced discomfort when I use the device.

The light intensity setting you use is too high.

Check if you have selected the right light intensity setting. If necessary, select a lower setting.

The skin feels more sensitive than usual during treatment/I experienced discomfort when I use the device.

You did not remove the hair on the areas to be treated.

Pretreat your skin before you use Lumea.

You did not remove the hair on the areas to be treated.

The UV filter of the light exit window is broken.

If the UV filter is broken do not use the device anymore. Contact the ConsumerCare Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.

You treated an area for which the device is not intended.

Never use the device on the following areas: inner labia, anus, nipples, areolas, lips, inside the nostrils and ears, around the eyes and near the eyebrows. Men must not use it on face or on the scrotum.

Never use the device on the following areas: inner labia, anus, nipples, areolas, lips, inside the nostrils and ears, around the eyes and near the eyebrows. Men must not use it on face or on the scrotum.

The device is not suitable for your skin tone.

Do not use the device if you have skintype VI, a brownish black or darker skintone.

The skin reaction after treatment last longer than usual.

You have used a light intensity setting which is too high for you.

Select a lower intensity next time. See Chapter Using your Philips Lumea, section Selecting the right light intensity.

Problem**Possible cause****Solution**

The results of the treatment are not satisfactory.	You have used a light intensity setting which is too low for you.	Select a higher setting next time.
	You did not flash an area adjacent to an area you treated before.	You have to release the flashes close to each other.
	The device is not effective on your body hair color.	If you have light blond, blond, or red hair the treatment is not effective.
My body attachment does not have an integrated glass/filter/window.	This is normal.	The body attachment does not contain a glass/filter/window.

Table des matières

Bienvenue	30
Aperçu de l'appareil (fig. 1)	30
Qui ne doit pas utiliser Lumea ? Contre-indication	31
Conditions générales	31
Médicaments/historique	31
Pathologies/Affections	32
Affection cutanée	33
Localisation/zones	33
Important	34
Danger	34
Avertissement	35
Pour éviter tout dommage :	36
Attention	37
Champs électromagnétiques (CEM)	38
Principe de fonctionnement de la lumière pulsée intense	38
Couleur des poils du corps adaptée	39
Résultats attendus	39
Immédiatement après la première séance	39
Après 2 à 3 séances	39
Après 4 à 5 séances	39
Conseils de bronzage	40
Bronzage à la lumière artificielle ou naturelle	40
Bronzage avec des crèmes	40
Avant d'utiliser Lumea	40
Prétraitemet de votre peau	40
Test cutané	41
Utilisation de votre Philips Lumea	41
Accessoires	41
Montage et démontage	41
Accessoire corps	41
Accessoire visage	41
Accessoire maillot (SC2009)	42
Sélection de l'intensité lumineuse correcte	42
Manipulation de l'appareil	43
Deux modes de traitement : Tamponner-flasher et glisser-flasher	44
Programme de séances recommandées	44
Phase initiale	44
Phase de retouche	44
Accessoire et durée de traitement par zone recommandés	45
Après utilisation	45
Réactions cutanées courantes	45
Effets secondaires rares	46
Après-soin	47
Charge	47
Batterie entièrement chargée	48

Batterie faible	48
Nettoyage et rangement	48
Recyclage	49
Retrait de la batterie rechargeable	49
Garantie et assistance	49
Caractéristiques techniques	49
Dépannage	50

Bienvenue

Bienvenue dans le monde de la beauté de Lumea ! Seules quelques semaines vous séparent d'une peau lisse et soyeuse.

Philips Lumea fait appel à la technologie à lumière pulsée intense (IPL), connue comme l'une des méthodes les plus efficaces pour empêcher définitivement la repousse des poils. En étroite coopération avec des dermatologues agréés, nous avons adapté cette technologie à base de lumière, utilisée à l'origine dans les salons de beauté professionnels, pour une utilisation simple et efficace chez vous. Philips Lumea est doux et offre un traitement pratique et efficace à une intensité lumineuse que vous trouverez agréable. Les poils indésirables font enfin partie du passé. Savourez la sensation de peau nette, soyez et sentez-vous magnifique tous les jours.

Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome. Pour plus d'informations, consultez le site www.philips.com/lumea. Vous y trouverez des conseils d'expert, des didacticiels vidéo et des réponses aux questions fréquentes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre Lumea.

Aperçu de l'appareil (fig. 1)

- 1 Verre filtrant avec filtre UV intégré
- 2 Accessoires
 - a Accessoire visage
 - b Accessoire corps
 - c Accessoire maillot (SC2009)
- 3 Réflecteur intégré à l'accessoire
- 4 Anneau de sécurité
- 5 Bouton Flash
- 6 Voyants d'intensité (1 - 5)
- 7 Bouton d'augmentation de l'intensité
- 8 Bouton de diminution de l'intensité
- 9 Voyant de charge et indication de batterie faible
- 10 Bouton marche/arrêt
- 11 Prise de l'appareil
- 12 Voyant « prêt-à-flasher »
- 13 Fentes de ventilation
- 14 Adaptateur
- 15 Petite fiche
- 16 Housse (non illustrée)

Qui ne doit pas utiliser Lumea ? Contre-indication

Conditions générales

- N'utilisez jamais l'appareil si vous avez une peau de type VI (vous avez rarement des coups de soleil, voire jamais, bronzage très foncé). Dans ce cas, vous courez un risque important de développement de réactions cutanées, telles qu'une hyperpigmentation et une hypopigmentation, une rougeur intense ou des brûlures.

Remarque : Pour vérifier si vous pouvez utiliser cet appareil sur votre type de peau, consultez le tableau de teint de peau portant le numéro 2 sur la page dépliante.



- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou allaitez, car il n'a pas été testé sur les femmes enceintes ou allaitant.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous portez un implant actif quelconque, tel qu'un stimulateur cardiaque, un neurostimulateur, une pompe à insuline, etc.

Médicaments/historique

N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes dans l'un des cas suivants :

- Si vous suivez ou avez suivi la semaine précédente un traitement à base d'acides alpha hydroxylés (AHA), d'acides bêta hydroxylés (BHA), d'isotrétinoïne topique et d'acide azélaïque.
- Si vous avez pris de l'Accutane® ou du Roaccutane® à l'isotrétinoïne sous toute forme que ce soit au cours des six derniers mois. Ce traitement rend la peau plus susceptible aux déchirures, plaies et irritations.

- Si vous prenez des médicaments ou produits photosensibilisants, reportez-vous à leur notice, et n'utilisez en aucun cas l'appareil si cette dernière indique des risques de réaction photo-allergique ou photo-toxique, ou si elle précise qu'il faut éviter une exposition au soleil.
- Si vous prenez des médicaments anticoagulants, y compris de fortes doses d'aspirine, à un rythme ne permettant pas d'aménager une période d'élimination d'une semaine avant chaque séance.

N'utilisez jamais l'appareil dans les conditions suivantes :

- Si vous avez suivi une radiothérapie ou une chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- Si vous prenez des analgésiques, qui réduisent la sensibilité de votre peau à la chaleur.
- Si vous prenez des immunosuppresseurs.
- Si vous avez subi une intervention chirurgicale sur les zones à flasher dans les 3 dernières semaines.

Pathologies/Affections

N'utilisez jamais l'appareil dans les conditions suivantes :

- Si vous souffrez de diabète ou d'une autre maladie systémique ou métabolique.
- Si vous souffrez d'une maladie cardiaque congestive.
- Si vous souffrez d'une maladie entraînant une photosensibilité, comme la lucite polymorphe (LP), l'urticaire solaire, la porphyrie, etc.
- Si vous présentez des antécédents de maladie du collagène, y compris des antécédents de formation de cicatrices chéloïdes ou de cicatrisation difficile.
- Si vous souffrez d'épilepsie avec sensibilité aux flashes.
- Si votre peau est sensible à la lumière et développe facilement une irritation ou une réaction allergique.
- Si vous avez une maladie de peau comme un cancer de la peau actif, si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou un autre cancer localisé dans les zones à flasher.

- Si vous présentez des antécédents de troubles vasculaires, tels que varices ou ectasie vasculaire dans les zones à flasher.
- Si vous présentez un trouble de la coagulation.
- Si vous avez des antécédents de maladie immunodépressive (y compris infection par le VIH ou le SIDA).

Affection cutanée

N'utilisez jamais l'appareil dans les conditions suivantes :

- Si vous souffrez d'infections, d'eczéma, de brûlures, de follicules enflammés, de lacérations ouvertes, d'abrasions, d'herpès simplex (herpès labial), de plaies ou de lésions, d'hématomes sur les zones à flasher.
- Sur des irritations (rougeurs ou coupures), sur des coups de soleil ou sur une peau teintée par un bronzage récent ou artificiel.
- Sur les zones suivantes : Sur les grains de beauté, les taches de rousseur, les veines de taille importante, les zones à la pigmentation plus foncée, les cicatrices et les anomalies cutanées sans consultation préalable avec un médecin. Cela peut entraîner des brûlures et des modifications de la couleur de la peau, ce qui peut rendre plus difficile l'identification des maladies de peau.
- Sur les zones suivantes : Sur les verrues, les tatouages ou le maquillage permanent.

Localisation/zones

N'utilisez jamais l'appareil sur les zones suivantes :



- Autour des yeux et sur ou près des sourcils. Sur les lèvres, les mamelons, les aréoles, les petites lèvres, le vagin, l'anus et l'intérieur des narines et des oreilles.

- Les hommes ne doivent pas utiliser l'appareil sur le visage et le cou, y compris la barbe, ni sur les parties génitales.
- Sur les zones sur lesquelles vous utilisez des déodorants longue durée. Cela peut entraîner des réactions cutanées.
- Au-dessus ou près de produits artificiels tels que des implants en silicone, des points d'entrée d'injection sous-cutanée (pompe à insuline) ou des piercings.

Remarque : cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez consulter votre médecin.

Important

Danger



- Évitez de mouiller l'appareil et l'adaptateur.
- Si l'appareil est endommagé, ne touchez aucun de ses composants internes afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage ! N'utilisez jamais cet appareil dans un environnement humide (p. ex. près d'une baignoire remplie d'eau, d'une douche en fonctionnement ou d'une piscine).

Avertissement

- Ces appareils ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation des appareils par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- L'appareil n'est pas destiné à des enfants de moins de 15 ans. Les adolescents de 15 à 18 ans peuvent l'utiliser avec l'autorisation et/ou l'aide de leurs parents ou des personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale. Les adultes de plus de 18 ans peuvent utiliser cet appareil en toute liberté.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- N'utilisez pas l'appareil si le filtre UV du verre filtrant est cassé et/ou si l'accessoire est cassé.
- Ne modifiez pas ou ne coupez pas de pièce de l'adaptateur ou du cordon car cela pourrait s'avérer dangereux.
- N'utilisez jamais aucun crayon ni stylo pour marquer les zones à traiter. Vous risqueriez de vous brûler la peau.
- Si vous avez une peau foncée, faites attention lorsque vous traitez une zone plus brune immédiatement après une zone plus claire. Le capteur du teint de la peau peut ne pas interrompre immédiatement l'application sur la zone plus foncée.
- L'épilation à la lumière intense pulsée peut entraîner une repousse accélérée chez certaines personnes. Au vu des données actuellement disponibles, les groupes les plus à risque à cet égard sont les femmes d'origine méditerranéenne, moyen-orientale et sud-asiatique traitées sur le visage et le cou.

- Le verre filtrant et le filtre des accessoires peuvent être très chauds après utilisation. Ne touchez pas la partie intérieure du verre filtrant et du filtre ni la partie intérieure des accessoires avant qu'ils soient refroidis.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible (A00440) fourni avec cet appareil (voir symbole).



Remarque : Si vous remarquez un changement de teint de peau depuis la dernière séance (dû au bronzage, par ex.), nous vous conseillons d'effectuer un test cutané et d'attendre 30 minutes avant la séance suivante.

Pour éviter tout dommage :

- Veillez à ce que rien n'obstrue le flux d'air à travers les fentes de ventilation de l'appareil.
- Ne soumettez jamais l'appareil à des chocs violents, des secousses ou des chutes.
- Lorsque l'appareil passe d'un environnement très froid à un environnement très chaud, et inversement, attendez environ 3 heures avant de l'utiliser.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Utilisez votre appareil à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Pour éviter tout dommage, n'exposez pas l'appareil pendant plusieurs heures aux rayons directs du soleil ou à un rayonnement UV.

Attention

- Cet appareil a été conçu uniquement pour épiler les poils indésirables situés sous les pommettes. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins. Vous risquez sinon de vous exposer à un danger. Les hommes ne doivent pas utiliser l'appareil sur le visage et le cou, y compris la barbe, ni sur les parties génitales.




- Cet appareil n'est pas lavable. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez cet appareil qu'avec une intensité adaptée à votre type de peau. Une utilisation avec une intensité supérieure à celle recommandée augmente le risque de réactions cutanées et d'effets secondaires.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- La lumière diffusée produite par l'appareil est sans danger pour vos yeux (sans UV). Ne regardez pas le flash en cours d'utilisation de l'appareil. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes pendant l'utilisation. Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée afin que la lumière soit moins éblouissante pour vos yeux.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s'avérer extrêmement dangereuse pour l'utilisateur.
- Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance. Éteignez toujours l'appareil après utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes dans l'une des situations mentionnées au chapitre « Qui ne doit pas utiliser Lumea ? Contre-indication ».

- L'exposition de votre peau à la lumière naturelle ou artificielle avec pour objectif de bronzer peut influencer la sensibilité et la couleur de votre peau. Effectuez un test cutané pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée.
- Avant d'utiliser Lumea, nettoyez votre peau et assurez-vous qu'elle est dépourvue de poils, totalement sèche et propre et exempte de substances huileuses.
- N'utilisez pas l'appareil plusieurs fois sur la même zone de peau lors d'une séance. Cela n'améliore pas l'efficacité de l'épilation, mais augmente le risque de réactions cutanées.
- Lumea ne doit jamais être douloureux. Réduisez l'intensité lumineuse en cas d'inconfort.


Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Principe de fonctionnement de la lumière pulsée intense



Avec la lumière pulsée intense, de légères impulsions lumineuses sont appliquées sur la peau et absorbées par la racine. Plus le poil est foncé, plus il absorbe les impulsions lumineuses.



Ce processus force le follicule du poil à passer en phase de repos. Par conséquent, les poils tombent naturellement et leur repousse est freinée.




Le cycle de croissance des poils comporte différentes phases. La technologie à la lumière pulsée intense fonctionne uniquement lorsque les poils sont en phase de croissance. Tous les poils ne sont pas en phase de croissant au même moment. C'est pourquoi il est recommandé de prévoir un traitement de 8 semaines suivi de retouches pour s'assurer que tous les poils ont été traités efficacement pendant la phase de croissance.

Remarque : le traitement avec Lumea est inefficace si vous avez des poils blonds ou blancs clairs, car les poils clairs n'absorbent pas suffisamment la lumière. Vous pouvez voir ci-dessous les couleurs de poils pour lesquelles Lumea est adapté et efficace.

Couleur des poils du corps adaptée

Remarque : Pour vérifier si vous pouvez utiliser cet appareil sur votre pilosité, consultez le tableau de couleur de poil portant le numéro 3 sur la page dépliante.



Résultats attendus

Immédiatement après la première séance

Après la première séance, une à deux semaines peuvent être nécessaires pour que les poils tombent. Au cours des premières semaines suivant la première séance, vous verrez encore quelques poils pousser. Il s'agit probablement de poils qui n'étaient pas en phase de croissance pendant la première séance.

Après 2 à 3 séances


Après 2 à 3 séances, vous devriez constater une réduction remarquable de la croissance des poils. Cependant, pour traiter efficacement tous les poils, il est important d'effectuer les séances en suivant le programme de séances recommandées.

Après 4 à 5 séances

Après 4 à 5 séances, vous devriez constater une réduction importante de la croissance des poils dans les zones traitées avec Lumea. Une réduction de la densité de poils doit également être visible. Continuez le traitement avec des retouches fréquentes (toutes les 4 à 8 semaines) pour conserver le résultat.

Conseils de bronzage

Bronzage à la lumière artificielle ou naturelle



L'exposition intentionnelle de votre peau à la lumière naturelle ou artificielle avec pour objectif de bronzer influence la sensibilité et la couleur de votre peau. Dès lors, ce qui suit est très important :

- Après chaque traitement, attendez au moins 24 heures avant le bronzage. Même après 24 heures, assurez-vous que la peau traitée ne présente plus de rougeur provenant du traitement. Utilisez un écran total d'indice SF 50+ sur les zones traitées pendant les 48 heures suivant le traitement lorsque vous exposez votre peau au soleil. Après cette période, vous pouvez utiliser votre écran total standard.
- Après le bronzage, attendez au moins 48 heures avant d'utiliser Lumea. Effectuez un test cutané 48 heures après le bronzage pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée.
- N'utilisez pas Lumea sur les zones du corps présentant des coups de soleil.


Remarque : une exposition occasionnelle et indirecte au soleil n'est pas considérée comme du bronzage.

Bronzage avec des crèmes

Si vous avez utilisé une crème de bronzage artificiel, attendez la disparition totale du bronzage artificiel avant d'utiliser l'appareil.

Avant d'utiliser Lumea

Prétraitements de votre peau



Avant d'utiliser Lumea, vous devez prétraiter votre peau en retirant les poils à la surface. Cela permet à la lumière d'être absorbée par les parties de poil en dessous de la surface de la peau pour garantir une session d'épilation efficace. Vous pouvez raser, couper ras, épiler ou épiler à la cire les poils. N'utilisez pas de crèmes dépilatoires, car les produits chimiques provoquent des réactions cutanées.



Si vous choisissez la cire, patientez 24 heures avant d'utiliser Lumea pour laisser votre peau se reposer. Nous vous recommandons de prendre une douche avant le traitement pour vous assurer que tous les éventuels résidus de cire ont été éliminés de votre peau.

- 1 Prétraitez les zones que vous souhaitez traiter avec Lumea.
- 2 Nettoyez votre peau et assurez-vous qu'elle est dépourvue de poils, totalement sèche et propre et exempte de substances huileuses.

Remarque : Une fois que les poils ne repoussent plus, ce qui est généralement le cas après 4 à 5 séances, vous n'avez plus besoin de prétraiter votre peau avant d'utiliser l'appareil.

Test cutané

Lorsque vous utilisez Lumea pour la première fois ou après un bronzage récent, effectuez un test cutané sur chaque zone à traiter. Le test cutané est nécessaire pour vérifier la réaction de votre peau et déterminer le réglage d'intensité lumineuse approprié pour chaque zone de votre corps.

- 1 Choisissez une zone proche de celle que vous allez flasher.
- 2 Allumez l'appareil. Assurez-vous de sélectionner le réglage 1.
- 3 Mettez l'appareil contre votre peau et appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash.
- 4 Déplacez l'appareil sur la peau vers la zone suivante à traiter.
- 5 Augmentez le réglage d'un niveau, appliquez un flash et faites glisser l'appareil jusqu'à la zone suivante. Répétez cette opération pour tous les niveaux de la plage recommandée pour votre type de peau.
- 6 Après le test cutané, attendez 24 heures et vérifiez votre peau pour détecter toute réaction. Si votre peau présente des réactions, choisissez le réglage le plus haut n'ayant pas provoqué une réaction cutanée pour une utilisation ultérieure. Le test cutané doit être effectué dans toutes les zones que vous souhaitez traiter.


Utilisation de votre Philips Lumea

Accessoires

Montage et démontage


Pour monter un accessoire, il vous suffit de l'enclencher sur le verre filtrant.

Pour démonter l'accessoire, retirez-le du verre filtrant.



Accessoire corps

L'accessoire corps permet d'épiler les poils indésirables sur plusieurs zones du corps situées en-dessous de la nuque. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour : un traitement rapide de grandes zones telles que les jambes.






Accessoire visage

L'accessoire visage comprend un verre filtrant supplémentaire intégré pour plus de sécurité et vous pouvez par conséquent l'utiliser pour le traitement des poils du visage de la lèvre supérieure, de la joue et des pattes.

Attention :

- Ne traitez pas vos sourcils avec Lumea.
- Lorsque vous utilisez l'appareil sur la zone située au-dessus de votre lèvre supérieure, veillez à ne pas flasher sur la lèvre.




Accessoire maillot (SC2009)

L'accessoire maillot dispose d'un verre filtrant spécial pour le traitement des poils plus épais dans la zone du maillot.

Sélection de l'intensité lumineuse correcte

Lumea dispose de 5 intensités lumineuses différentes. Réglez l'intensité lumineuse en fonction de votre type de peau, tout en recherchant un niveau confortable.



- 1 Utilisez le tableau ci-dessous pour sélectionner le réglage adapté.
- 2 Pour modifier le réglage d'intensité lumineuse, appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution d'intensité jusqu'à ce que vous ayez atteint le réglage souhaité.
- 3 Lumea ne doit jamais être douloureuse. Réduisez l'intensité lumineuse en cas d'inconfort.
- 4 Après un bronzage récent, effectuez un test cutané pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée.

Type de peau	Teint de peau	Réglage de l'intensité lumineuse
I	Blanc ; coups de soleil à chaque exposition, aucun bronzage.	4/5
II	Beige ; coups de soleil réguliers, léger bronzage.	4/5
III	Brun clair ; coups de soleil réguliers, bronzage lent jusqu'au brun clair.	4/5
IV	Brun moyen ; coups de soleil rares, bronzage facile.	3/4
V	Brun foncé ; coups de soleil rares, bronzage très facile.	1/2/3
VI	Brun très foncé ou noir ; coups de soleils rares voire inexistant, bronzage très foncé.	N'utilisez pas l'appareil




Remarque : Pour vérifier si vous pouvez utiliser cet appareil sur votre type de peau, consultez le tableau de teint de peau portant le numéro 2 sur la page dépliante.





Remarque : votre peau peut réagir différemment en fonction des jours/occasions pour un certain nombre de raisons.

Manipulation de l'appareil

- 1 Avant l'utilisation, chargez l'appareil, nettoyez les accessoires et le verre filtrant et sélectionnez l'intensité lumineuse adaptée à votre couleur de peau.
- 2 Placez l'appareil perpendiculairement à la peau de sorte que l'accessoire et l'anneau de sécurité soient en contact avec votre peau. L'anneau de sécurité empêche l'émission non intentionnelle d'un flash sans contact avec la peau.
- 3 Appuyez l'appareil fermement sur votre peau pour garantir un contact correct avec la peau.



Le voyant « prêt-à-flasher » s'allume en vert au dos de l'appareil, cela signifie que vous pouvez poursuivre le traitement.



- 4 Appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash. Vous devez ressentir une sensation de chaleur en raison du flash.
Remarque : la lumière produite par l'appareil est sans danger pour vos yeux. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes pendant l'utilisation. Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée afin que la lumière soit moins éblouissante pour vos yeux.
- 5 Placez l'appareil sur la zone suivante à traiter. Après chaque flash, il faut attendre jusqu'à 3,5 secondes avant que l'appareil soit de nouveau prêt à flasher. Vous pouvez émettre un flash lorsque le voyant « prêt-à-flasher » se rallume.
- 6 Pour vous assurer que vous avez traité toutes les zones, émettez les flashes les uns à côté des autres. Mais veillez à ne pas appliquer le flash plusieurs fois sur la même zone. Appliquer un flash deux fois sur la même zone n'améliore pas l'efficacité de l'épilation, mais augmente le risque de réaction cutanée.

Deux modes de traitement : Tamponner-flasher et glisser-flasher

Votre Philips Lumea dispose de deux modes de traitement pour une utilisation aisée sur les différentes zones du corps :

- Le mode tamponner-flasher est idéal pour traiter des zones petites et courbées telles que les genoux et les dessous de bras. Il suffit d'appuyer et de relâcher le bouton du flash pour émettre un flash unique.
- Le mode « glisser-flasher » est particulièrement adapté au flashage de zones plus grandes comme les jambes. Maintenez le bouton du flash enfoncé lorsque vous faites glisser l'appareil sur votre peau pour émettre plusieurs flashes sur une rangée.

Programme de séances recommandées

Phase initiale

Lors des 4 à 5 premiers traitements, nous vous conseillons d'utiliser Philips Lumea une fois toutes les deux semaines pour vous assurer que tous les poils sont traités.




Phase de retouche

Après la phase de traitement initiale (4 à 5 traitements), nous vous recommandons de faire des retouches toutes les 4 à 8 semaines, lorsque vous voyez des poils repousser. Cela permet de conserver les résultats et de bénéficier d'une peau lisse pendant plusieurs mois. L'intervalle entre deux séances peut varier en fonction de la repousse de vos poils et également en fonction des différentes zones du corps.



Accessoire et durée de traitement par zone recommandés



Après utilisation

Réactions cutanées courantes

Votre peau peut présenter une légère rougeur et/ou des fourmillements, picotements ou une sensation de chaleur. Ce phénomène est absolument normal et disparaît rapidement.

Le rasage et l'association du rasage et du flashage à la lumière peut en effet assécher la peau et provoquer des démangeaisons. Vous pouvez refroidir la zone avec de la glace ou un tissu humide pour le visage. Si la sécheresse persiste, vous pouvez appliquer un hydratant non parfumé sur la zone traitée 24 heures après le traitement.

Effets secondaires rares

- Brûlures, rougeur excessive (par ex. autour des follicules pileux) et enflure : ces réactions sont rares. Elles sont dues à l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de peau. Si elles ne disparaissent pas au bout de 3 jours, consultez votre médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.
- Altération de la pigmentation de la peau : cette réaction survient très rarement. L'altération de la pigmentation de la peau se manifeste par une plaque plus foncée (hyperpigmentation) ou plus claire (hypopigmentation) que la zone qui l'entoure. Elle est due à l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de peau. Si elle persiste au-delà de 2 semaines, consultez votre médecin. Ne flashez pas les zones atteintes tant que l'altération de la pigmentation n'a pas disparu et que votre peau n'a pas retrouvé son teint normal.
- Infection cutanée : cette réaction est extrêmement rare, mais un risque d'infection existe consécutivement à une (micro)blessure, une brûlure cutanée, une irritation, etc.
- Échauffement épidermique (zone brunâtre nettement circonscrite souvent observée sur des teintes de peau foncées, sans sécheresse de la peau) : cette réaction est très rare. Si elle persiste au-delà d'une semaine, consultez votre médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.
- Cloques (petites bulles à la surface de la peau) : cette réaction est très rare. Si elle persiste au-delà d'un mois ou que votre peau s'infecte, consultez votre médecin. Attendez que la peau ait totalement guéri avant de reprendre l'utilisation, et veillez à diminuer l'intensité lumineuse.

- Cicatrice : le plus souvent, effet secondaire d'une brûlure, qui peut nécessiter plus d'un mois pour guérir.
- Folliculite (inflammation de follicules pileux avec formation de pustules) : cette réaction, très rare, est due à la pénétration de bactéries dans des lésions cutanées. En cas de survenue de cette réaction, consultez votre médecin car une folliculite peut nécessiter une pommade antibiotique.
- Douleur excessive : celle-ci peut apparaître pendant ou après la séance si vous avez utilisé l'appareil sur une peau non dépourvue de poils, à une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de peau, si vous flashez plusieurs fois sur la même zone ou si vous utilisez l'appareil sur des plaies ouvertes, inflammations, infections, tatouages, brûlures, etc.

Après-soin

Après utilisation, vous pouvez appliquer des lotions, crèmes, déodorants, hydratants ou produits cosmétiques en toute sécurité sur les zones traitées. Si vous ressentez une irritation ou des rougeurs de la peau après votre séance, attendez leur disparition avant d'appliquer un produit sur votre peau. Si vous ressentez une irritation après l'application d'un produit sur votre peau, rincez-le à l'eau.

Remarque : même lorsque toutes les instructions d'utilisation sont correctement suivies, des réactions cutanées sont toujours possibles. Si vous êtes dans ce cas, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Charge


Rechargez les batteries de l'appareil avant la première utilisation. La charge dure environ 1 heure 40 minutes. Rechargez entièrement les batteries tous les 3 à 4 mois, même en cas d'inutilisation prolongée.

Lorsque l'appareil est en charge, le voyant de charge clignote en vert.


Remarque : Cet appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- 2 Insérez la petite fiche dans l'appareil et l'adaptateur dans la prise secteur. Chargez votre Lumea après chaque utilisation pour économiser les batteries.

Remarque : Cet appareil est équipé d'un dispositif de protection de surchauffe de la batterie et ne se recharge pas si la température ambiante est supérieure à 40 °C.




Batterie entièrement chargée



Lorsque les batteries sont complètement chargées, le voyant de charge cesse de clignoter et devient vert. Une batterie entièrement chargée permet d'émettre au moins 370 flashes d'une intensité lumineuse de 5.


Batterie faible




Lorsque la batterie est presque vide, le voyant de charge s'allume en continu en orange.

Nettoyage et rangement

- 1 Après utilisation, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
- 2 Retirez l'accessoire.



- 3 À l'aide du chiffon doux fourni avec l'appareil, humidifié de quelques gouttes d'eau, nettoyez les pièces suivantes :



- Le verre filtrant
 - La surface externe des accessoires
 - Le réflecteur à l'intérieur de l'accessoire
 - Le verre filtrant rouge à l'intérieur de l'accessoire visage
- 4 Laissez bien sécher toutes les pièces après nettoyage.
 - 5 Rangez l'appareil dans un lieu sec et exempt de poussière, à une température comprise entre 0°C et 60°C.

Recyclage

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un endroit prévu à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

Retrait de la batterie rechargeable

Ne retirez la batterie rechargeable que lorsque vous mettez l'appareil au rebut. Avant d'enlever la batterie, assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise secteur et que la batterie est complètement vide.

Respectez toutes les mesures de sécurité nécessaires lorsque vous utilisez des outils pour ouvrir l'appareil ou retirer la batterie rechargeable.

- 1 Vérifiez si des vis sont présentes à l'arrière ou à l'avant de l'appareil. Si c'est le cas, enlevez-les.
- 2 Retirez le panneau arrière et/ou avant de l'appareil à l'aide d'un tournevis. Si nécessaire, retirez également toute vis et/ou pièce supplémentaire jusqu'à ce que le circuit imprimé et la batterie rechargeable soient visibles.
- 3 Retirez la batterie rechargeable.

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

Caractéristiques techniques

SC2009, SC2007

Tension nominale	100 - 240 V
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Entrée nominale	16 W
Protection contre les électrocutions	Classe II, double isolation
Niveau de protection	IP 30 (EN 60529)
Conditions de fonctionnement	Température : +15 °C à 35 °C
Température de stockage	-25 °C à 70 °C

SC2009, SC2007

Humidité relative	Moins de 90 % (sans condensation)
Pression de fonctionnement	700 - 1 060 hPa
Altitude	Max. 3000 m
Longueurs d'ondes émises	565 - 1 400 nm, en fonction de l'accessoire
Exposition optique	2,5 - 6,5 J/cm ² , en fonction du réglage choisi et de l'accessoire
Maximum d'énergie optique	23 J
Durée de l'impulsion	<2,0 ms
Temps de répétition	1 à 3,5 s, selon le paramètre choisi
Homogénéité optique	Écart max. de +/- 20 % de l'exposition optique moyenne dans la zone d'application

Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site www.philips.com/support et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil s'éteint subitement.	Les batteries rechargeables sont vides	Chargez l'appareil. Voir le chapitre sur le chargement.
L'adaptateur/appareil chauffe au cours de la charge.	Ce phénomène est normal.	Aucune action n'est requise.
Je ne peux pas utiliser l'appareil à partir du secteur.	Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible d'utiliser l'appareil lorsqu'il est branché sur le secteur.	Philips Lumea est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.
Le voyant « Prêt-à-flasher » ne s'allume pas lorsque je place l'embout sur ma peau, mais le ventilateur fonctionne.	L'appareil et l'accessoire ne sont pas suffisamment en contact avec la peau.	Réglez la pression ou l'angle de l'appareil sur la peau.
Le voyant « prêt-à-flasher » s'allume mais l'appareil n'émet pas de flash lorsque j'appuie sur le bouton du flash.	L'appareil doit être réinitialisé	Pour réinitialiser l'appareil, réglez l'interrupteur on/off sur OFF, puis à nouveau sur ON.

Problème**Cause possible****Solution**

L'appareil produit une odeur étrange.

L'accessoire et/ou le verre filtrant est sale.

Nettoyez l'accessoire avec soin.

Vous n'avez pas correctement éliminé les poils sur la zone à traiter. Ces poils peuvent être brûlés et provoquer l'odeur.

Prétraitez votre peau avant d'utiliser Lumea.

La peau devient plus sensible que d'habitude pendant le traitement/Je ressens une gêne lorsque j'utilise l'appareil.

Le réglage de l'intensité lumineuse que vous utilisez est trop élevé.

Vérifiez que vous avez sélectionné l'intensité lumineuse correcte. Au besoin, sélectionnez un réglage plus bas.

Vous n'avez pas éliminé les poils des zones à traiter.

Prétraitez votre peau avant d'utiliser Lumea.

Le filtre UV du verre filtrant est cassé.

N'utilisez plus l'appareil si le filtre UV est cassé. Contactez le Service Consommateurs de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.

Vous avez traité une zone pour laquelle l'appareil n'est pas prévu.

N'utilisez jamais l'appareil sur les zones suivantes : petites lèvres, anus, mamelons, aréoles, lèvres, intérieur des narines et des oreilles, contours yeux et région des sourcils. Les hommes ne doivent pas l'utiliser sur le visage ou le scrotum.

L'appareil ne convient pas à votre teinte de peau.

N'utilisez pas l'appareil si vous avez une peau de type VI, une teinte de peau brunâtre ou plus sombre.

La réaction cutanée suite à la séance dure plus longtemps qu'en temps normal.

Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop élevée pour votre peau.

Sélectionnez une intensité lumineuse moins élevée la prochaine fois. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de votre Philips Lumea », section « Sélection de l'intensité lumineuse correcte ».

Problème

Les résultats d'un traitement ne sont pas satisfaisants.

Cause possible

Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop basse pour vous.

Solution

Sélectionnez un niveau d'intensité plus élevé la prochaine fois.

Vous n'avez pas flashé une zone adjacente à une zone traitée précédemment.

Vous devez émettre les flashes les uns à côté des autres.

L'appareil n'est pas efficace sur la couleur de vos poils.

Si vous avez une pilosité blonde clair, blonde ou rousse, le traitement n'est pas efficace.

Mon accessoire pour le corps ne dispose pas d'un verre/filtre/vitre intégré(e).

Ce phénomène est normal.

L'accessoire pour le corps ne contient pas de verre/filtre/vitre intégré(e).

المشكلة	السبب المحتمل	الحال
يصدر عن الجهاز رائحة غريبة.	الملحق أو زجاج المرشح متنسخ.	قم بتنظيف الملحق بعناية.
تكون البشرة أكثر حساسية من الطبيعي . أثناء المعالجة / أشعر بعدم ارتياح عند استخدام الجهاز.	لم تقم بإزالة الشعر من المنطقة التي يتم معالجتها بشكل صحيح. هنا الشعر قد يحترق ويسبب رائحة.	قم بإجراء معالجة مسبقة للشعر قبل استخدام لوميا. تتحقق من تحديد إعداد كثافة الضوء الصحيح. إنما لزم الأمر حدد الإعداد الأقل.
إعداد كثافة الضوء المستخدمة عالية . أثناء المعالجة / أشعر بعدم ارتياح عند استخدام الجهاز.	لم تقم بإزالة الشعر من المناطق التي تزيد معالجتها.	قم بإجراء معالجة مسبقة للشعر قبل استخدام لوميا.
مرشح الأشعة فوق البنفسجية الخاص بنافدة خروج الضوء مكسوراً.	مرشح الأشعة فوق البنفسجية الخاص بنافدة خروج الضوء مكسوراً.	إذا تعطل مرشح الأشعة فوق البنفسجية فلا تستعمل الجهاز بعد الان. اتصل بمركز رعاية المستهلك في بلدك، أو بوكيل فيليبس لديك أو بمركز خدمة فيليبس.
لقد قمت بمعالجة منطقة لم يختص الجهاز بمعالجتها.	لقد قمت بمعالجة منطقة على المناطق التالية المنشطة:	لا تستخدم الجهاز مطلاقاً على المناطق التالية المنشطة: النشررين الصغيرين، فتحة الشرج، حامي الصدر، هالتي حلمتي الصدر، والشفاه، داخل فتحتي الأنف والأذنين، وحول العينين وبجوار الحاجبين. على الرجال يجب عدم استخدامه على الوجه أو على كيس الصفن.
الجهاز غير مناسب لدرجة لون البشرة.	الجهاز غير مناسب لدرجة لون البشرة، أو الأسود المائل للبني أو أدنى درجة.	ولا تستخدم الجهاز إذا كانت بشرتك من نوع VI، أو الأسود المائل للبني أو أدنى درجة.
تستمر تفاعلات البشرة بعد المعالجة لفترة أطول من المعتاد.	لقد استخدمت إعداد كثافة ضوء عالي جداً بالنسبة لك.	حدّد كثافة أقل في المرة القادمة. راجع الفصل "استخدام فيليبss لوميا"، في قسم "تحديد كثافة الضوء المناسب".
نتيجة المعالجة غير مرضية.	لقد قمت باستخدام إعداد كثافة الضوء قليلة. بالنسبة لك.	حدّد إعداد أعلى في المرة القادمة.
لم تقم يجعل الجهاز يومض في منطقة مجاورة للمنطقة التي قمت بمعالجتها من قبل.	يجرب إصدار الومض على فترات قريبة من بعضها البعض.	إذا كان لديك شعر أشقر فاتح، أشقر، أو شعر أحمر فلن تكون المعالجة فعالة.
ملحق الجسم الخاص بي لا يحتوي على زجاج/مرشح/نافدة مدمجة.	هذا أمر طبيعي.	لا يحتوي ملحق الجسم على زجاج/مرشح/نافدة.


أقل من 90% (عدم تكافف)	الرطوبة النسبية
700 - 1060 هيكتو باسكال	ضغط التشغيل
حد أقصى 3000 م	الارتفاع
565 - 1400 نانو متراً، اعتماداً على الملحق	الأطوال الموجية المبنوعة
6.5 جول/سم ² ، اعتماداً على الاعدادات المختارة و الملحق	التعرض البصري
23 جول	الطاقة البصرية القصوى
2.05 ملي ثانية	مدة النبض
1 - 3.5 ثانية ، اعتماداً على الاعدادات المختارة	وقت التكرار
انحراف نسبته +/- 20% بحد أقصى من متوسط التعرض البصري في منطقة المعالجة	التجانس البصري

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعاً التي يمكن أن تواجهها مع الجهاز. إذا تعذر عليك حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، فقم بزيارة الموقع www.philips.com/support للحصول على قائمة بالأسئلة المتداولة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لبلدك.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا ينطفئ الجهاز عن العمل بشكل مفاجئ.	البطاريات القابلة لإعادة الشحن فارغة.	اشحن الجهاز. راجع فصل الشحن.
يصبح الجهاز/المحول دافئاً أثناء التشحن.	لا يلزم اتخاذ أي إجراء.	هذا أمر طبيعي.
لا يمكن استخدام الجهاز وهو متصل بمأخذ التيار الكهربائي لأنسباب تتعلق بالسلامة.	يمكن استخدام فيليبس لومبا فقط بدون سلك.	لا يمكنني استخدام الجهاز وهو متصل بالأخاديد الكهربائية.
لا يضيء ضوء "الاستعداد للوميض" عندما أضغط الملحق على البشرة، ولكن تعمل مروحة التبريد.	الجهاز والملحق لا يلامس بشرتك بشكل صحيح.	اضبط ضغط و زاوية الجهاز على البشرة.
لا يضيء ضوء "الاستعداد للوميض" باللون الأخضر ولكن لا يصدر الجهاز أي ومضى عند الضغط على زر الوميض.	يحتاج الجهاز لإعادة التعيين.	لإعادة تعيين الجهاز، قم بإيقاف تشغيله ثم تشغيله مرة أخرى.

- قم بترطيب القماشة الناعمة المزودة مع الجهاز بقطرات قليلة من الماء واستخدمها لتنظيف الأجزاء التالية:
- 3 نافذة خروج الضوء
 - السطح الخارجي للملحقات
 - العاكسين يداخل الملحقات
 - زجاج المرشح الأحمر بداخل ملحق الوجه
 - 4 اترك جميع الأجزاء لتجف جيداً في الهواء.
 - 5 قم بتخزين الجهاز في مكان جاف خالٍ من الأثرية في درجة حرارة ما بين 5 و 60 درجة مئوية.



إعادة التدوير

لا تلق المنتج مع النفايات المنزلية المعتادة في نهاية فترة صلاحيته، ولكن قم بتسليميه إلى نقطة تجميع رسمية من أجل إعادة تدويره. يقياكم بذلك فأنت تساعد في المحافظة على البيئة.

إزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن

لا تقمي بإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن إلا عند التخلص من الجهاز. قبل إزالة البطارية، تأكدي من فصل الجهاز من مقبس الحائط وتأكدي من أن البطارية فارغة تماماً.

اتخدي أي احتياطات ضرورية عند التعامل مع الأدوات الدازمة لفتح الجهاز وعند التخلص من البطارية القابلة لإعادة الشحن.

- 1 تتحققى من عدم وجود براوغ في الجزء الأمامي أو الخلفي للجهاز. وفي حالة وجود براوغ، قومي بإزالته.
- 2 قومي بإزالة اللوحة الأمامية وأو الخلفية للجهاز باستخدام مفك براغي. وإذا لزم الأمر، قومي أيضاً بإزالة البراغي وأو الأجزاء الإضافية حتى ترين لوحة الدوائر الكهربائية المطبوعة المزودة بالبطارية القابلة لإعادة الشحن.
- 3 قومي بإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن.

الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يُرجى زيارة www.philips.com/support أو قراءة كتيب الضمان العالمي.

المواصفات الفنية

SC2007, SC2009

100 إلى 240 فولت

تصنيف الجهد الكهربائي

50 إلى 60 هرتز

تصنيف التردد

16 واط

تصنيف المدخلات

مزدوج العزل الفئة II

الحماية ضد الصدمات الكهربائية

(IP 30 (EN 60529

تصنيف الحماية

درجة الحرارة: تتراوح ما بين +15 إلى 35 درجة مئوية

ظروف التشغيل

من -25 إلى 70 درجة مئوية


درجة حرارة ظروف التخزين

الشحن

اشحن بطاريات الجهاز قبل استخدامه للمرة الأولى. يستغرق الشحن ساعة 405 دققة بالتقريب. اشحن البطاريات بالكامل كل 3 إلى 4 أشهر، حتى في حالة عدم استخدامك للجهاز لوقت أطول. عندما يكون الجهاز في حالة الشحن، يومنى ضوء الشحن باللون الأخضر.

ملاحظة: يمكن استخدام هذا الجهاز فقط بدون سلك.


- 1 تأكدي من إيقاف تشغيل الجهاز.
- 2 أدخل المأخذ الصغير بداخل الجهاز وضع المهايئ في مأخذ توصيل الحائط. احرص على شحن جهاز لوميا بعد كل استخدام لحفظ البطاريات.



ملاحظة: الجهاز مزود بالحماية من الحرارة الزائدة بالبطارية ولا يتم شحنه إذا تجاوزت درجة حرارة الغرفة 40 درجة مئوية.


شحن البطارية بالكامل

عندما يتم شحن البطاريات بالكامل، يظهر ضوء الشحن باللون الأخضر الثابت. توفر البطاريات المشحونة بالكامل 370 ومية على الأقل بكثافة الضوء.




انخفاض شحن البطارية

عندما تكون البطارية فارغة تقريباً، يبدأ ضوء الشحن في الوميض باللون البرتقالي باستمرار.



التنظيف والتخزين

- 1 بعد الاستخدام، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله واتركه لكي يبرد.
- 2 قم بفك الملحق.



الآثار الجانبية النادرة


- الحروق أو فرط الاحمرار (حول بصيلات الشعر مثلاً) أو التورم: هذه التفاعلات نادرة الحدوث. وهي نتيجة لاستخدام كثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك. إذا لم يختفي هذه التفاعلات في غضون ثلاثة أيام، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تشفى البشرة تماماً وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- تغير لون البشرة: هذا التفاعل نادر جدًا. يظهر تغير لون البشرة في حد ذاته إما على شكل بقعه داكنة (فرط التصبغ) أو بقعه فاتحة (نقص التصبغ) عن المنطقة المحيطة بها. وهذا يكون نتيجة لاستخدام كثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك. إذا لم يختفي هذا التغير اللوني في غضون أسبوعين، فننصحك باستشارة طبيب. لا تقومي بالمعالجة على المناطق التي حدث بها تغير لوني حتى يختفي هذا التغيير وتستعيدي بشرتك لونها الطبيعي.
- تعتبر عدوى الجلد نادرة للغاية ولكنها خطورة محتملة بعد الإصابة بجرح (دقيق) أو حروق بالبشرة أو تهيج البشرة أو خلافة.
- التسخين البشري (منطقة بنية محددة الحواف بدقة تحدث غالباً مع درجات لون البشرة الداكنة وتكون غير مصحوبة بجفاف البشرة): هذا التفاعل نادر جدًا. وإذا لم يختفي هذا التفاعل في غضون أسبوع واحد، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تشفى البشرة تماماً وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- البثور (وهي تشبه الفقاعات الصغيرة على سطح البشرة): هذا التفاعل نادر جدًا. إذا لم يختفي هذا التفاعل في غضون شهر، أو عندما تصاب البشرة بعدوى، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تشفى البشرة تماماً وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- التندب: غالباً ما يكون الأثر الثانيي للحروق، وقد يستغرق شفاؤه مدة تزيد عن شهر.
- التهاب الجريبات (تورم حول بصيلات الشعر مصحوب بتلونه): هذا التفاعل نادراً ما يحدث وينجم عن بكثيرها تنفذ إلى البشرة الثالثة. إذا حدث هذا التفاعل، ننصحك باستشارة طبيب لأن التهاب الجريبات قد يحتاج إلى مرهم مضاد حيوى.
- الألم المفترض: يمكن أن يحدث هذا أثناء المعالجة أو بعدها في حالة استخدام الجهاز على بشرة غير خالية من الشعر وفي حالة استخدام الجهاز بكثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك، وفي حالة توجيه الوسيط إلى المنطقة نفسها أكثر من مرة واحدة، وفي حالة استخدام الجهاز على جروح مفتوحة أو التهابات أو عدوى أو وشم أو حروق أو خلافة.

العناية بعد المعالجة

بعد الاستخدام، يمكنك وضع غسلو، أو كريم، أو مزيل لرائحة العرق، أو مرطب للبشرة، أو مستحضرات تجميل بأمان على المناطق التي تمت معالجتها. وإنما تعرضت لتهيج البشرة أو احمرارها بعد المعالجة، فانتظري حتى يختفي قبل استخدام أي منتج على البشرة. إذا تعرضت لتهيج البشرة بعد استخدام أحد المنتجات على البشرة، فاشطفيه بالماء.

ملاحظة: قد تحدث تفاعلات جلدية حتى عند اتباع جميع الإرشادات. وفي هذه الحالة، توقف عن استخدام الجهاز واتصل بمركز رعاية المستهلك في بلدك.

الملحق ووقت المعالجة الموصى به لكل منطقة



بعد الاستخدام

تفاعلات البشرة الشائعة

قد تظهر بشرتك أحمراءً بسيطاً وأو تحدراً، إحساساً بالوخز أو السخونة. إن هذا التفاعل غير ضار على الإطلاق ويختفي سريعاً.

قد تتعرض لجفاف البشرة أو الحكة بسبب الحلاقة أو الجمع ما بين الحلاقة والمعالجة بالضوء. يمكنك تبريد المنطقة باستخدام كيس ثلج أو قطعة قماش ناعمة رطبة. إنما استمر الجفاف، يمكنك استخدام مروط للبشرة غير معطر على المنطقة التي تمت معالجتها بعد مرور 24 ساعة على المعالجة.

٦ اللتأكد من ألا يقتصر بمعالجة جميع المناطق، قم بإصدار الوميض على فترات قريبة من بعضها البعض.
ولكن تأكّد من استخدام الوميض على المنطقة نفسها فقط لمرة واحدة. إن استخدام الوميض على
المنطقة نفسها مرتين لا يعجل على تحسين فاعلية المعالجة، ولكنه يزيد من مخاطر تفاعلات البشرة.

نمطين للمعالجة: الضغط والوميض والتمرير والوميض

- يوفّر فيليبس لومبيا نمطين للمعالجة للاستخدام الأكثر ملاءمة على مختلف مناطق الجسم:
- يكون نمط الضغط والوميض مثاليًا لمعالجة المناطق الصغيرة أو المنحنيّة مثل الركبتين والإبطين. فقط اضغط على زر الوميض ثم قم بتحريكه لإصدار وميض مفرد.
 - يوفّر نمط التمرير والوميض الاستخدام الملائم على المساحات الكبيرة مثل الأرجل. احتفظ بالضغط على زر الوميض مع تمرير الجهاز على البشرة لإصدار العديد من الومضات المتتالية في صفين.



جدول المعالجة الموصى بها

المرحلة المبدئية

بالنسبة لأول 4 إلى 5 معالجات، ننصحك باستخدamation Philips Lumea مرة واحدة كل أسبوعين لضمان معالجة الشعر كله.



مرحلة اللمسات الأخيرة

بعد مرحلة المعالجة الأولى (٤-٥ معالجات)، ننصحك بعمل لمسات أخيرة كل ٤-٨ أسابيع، عند رؤية نمو الشعر مجددًا. يكون ذلك للمحافظة على النتائج والاستمتاع ببشرة ناعمة لعدة أشهر. قد يختلف الوقت المستغرق بين المعالجات حسب إعادة نمو الشعر لديك وكذلك حسب مناطق الجسم المختلفة.



ملاحظة: للتحقق مما إذا كان نوع بشرتك يسمح باستخدام الجهاز، يرجى الرجوع إلى جدول درجة لون البشرة الذي رقمه 2 في صفحة المطوية.




ملاحظة: قد تتفاعل بشرتك بشكل مختلف في أيام/مناسبات مختلفة وذلك لعدة أسباب.

استخدام الجهاز


- ١ قبل استخدام الجهاز، قم بشحنه، وتنظيف الملحقات ونافذة خروج الضوء وحدد كثافة الضوء المناسبة لدرجة لون بشرتك.
- ٢ ضع الجهاز بزاوية ٩٥ درجة على البشرة بحيث يكون الملحق والحلقة الوقائية ملامسين لبشرتك. تمنع حلقة السلامة حدوث وميض غير مقصود بدون ملامسة البشرة.



- ٣ اضغط على الجهاز بقوّة على بشرتك لضمان الملامسة الصحيحة للبشرة.




ضوء "الاستعداد للميض" في الجزء الخلفي من الجهاز باللون الأخضر للإشارة إلى إمكانية متابعة المعالجة.



- ٤ اضغط على زر الوميض لإصدار وميض. يجب أن تشعر بالدفء بسبب الوميض.


ملاحظة: إن الضوء الصادر عن الجهاز لا يضر بالعينين. لا يجب ارتداء النظارات الوقائية خلال الاستخدام. استخدم الجهاز في غرفة مضاءة جيداً لكي يصبح الضوء أقل سطوعاً بالنسبة للعينين.

- ٥ ضعي الجهاز على المنطقة التالية المراد معالجتها. بعد كل وميض، يستغرق الجهاز ٣-٥ ثانية قبل أن يصبح مستعداً للميض مرة أخرى. يمكنك إصدار وميض عندما يضيء ضوء "الاستعداد للميض" مرة أخرى.



ملحق منطقة البيكيني (SC2009)


يشتمل ملحق منطقة البيكيني على مرشح خاص لمعالجة الشعر الخشن في منطقة البيكيني.



تحديد كثافة الضوء المناسبة

يوفر لوميا 5 درجات مختلفة لكتافة الضوء. وفقاً لنوع بشرتك ومستوى كثافة الضوء المريح بالنسبة لك، يمكنك تحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.

- 1 ارجع إلى الجدول التالي لتحديد الإعداد المناسب.
- 2 لضبط إعداد كثافة الضوء، اضغط على زر رفع الكثافة أو زر خفض الكثافة حتى تصل إلى الإعداد المطلوب.
- 3 يجب لا تشعر بألم مع استخدام لوميا. إذا شعرت بعدم الراحة، فقم بخفض إعداد كثافة الضوء.
- 4 بعد الاستمرار الحديث، قم بإجراء اختبار البشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.



نوع البشرة	درجة لون البشرة	إعداد كثافة الضوء
I	بيضاء؛ تتعرضين دائمًا لحرائق الشمس، من دون اسمرار نهائياً.	4/5
II	بييج؛ تتعرضين لحرائق الشمس بسهولة، مع الحد الأدنى من الاسممار.	4/5
III	بني فاتح؛ تتعرضين لحرائق الشمس بسهولة، مع الاستمرار ببطء إلى اللون البني الفاتح.	4/5
IV	بني متواضع؛ نادراً ما تتعرضين لحرائق الشمس، مع الاستمرار بسهولة.	3/4
V	بني داكن؛ نادراً ما تتعرضين لحرائق الشمس، مع الاستمرار بسهولة جداً.	1/2/3
VI	الأسود المائل للبني، تتعرضين قليلاً أو لا تتعرضين لحرائق الشمس، مع الاستمرار الداكن جداً.	

اختبار البشرة

عند استخدام لوميا للمرة الأولى أو بعد الإスマرار الحديث، قومي بإجراء اختبار البشرة على كل منطقة تريدين معالجتها. يكون اختبار البشرة ضروريًا للتحقق من تفاعل بشرتك مع المعالجة وتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب لكل منطقة من مناطق الجسم.


- ١ اختاري منطقة قريبة من تلك التي تريدين معالجتها.
- ٢ قومي بتشغيل الجهاز. تأكدي من تحديد الإعداد.
- ٣ ضعي الجهاز على بشرتك وأضفقي على زر الوميض لكي يصدر ومضتا.
- ٤ قومي بتمرير الجهاز على البشرة حتى تصلي إلى المنطقة التالية المراد معالجتها.
- ٥ قومي بزيادة الإعداد بمستوى واحد، استخدمي الوميض وقومي بتمرير الجهاز إلى المنطقة التالية. كرري هنا لجميع المستويات خلال الطاق الموصى به لنوع بشرتك.
- ٦ بعد اختبار البشرة، انتظري 24 ساعة وافحصي بشرتك بحثًا عن أي تفاعل. إذا أظهرت بشرتك تفاعلاً فاختراراً بالإعداد الأعلى الذي لم ينتج عنه أي تفاعل بالبشرة للستخدام اللاحق. يجب إجراء اختبار البشرة في كل المناطق التي تريدين معالجتها.

استخدام فيليبنس لوميا

الملحقات


التركيب والفك

لتراكيب ملحق، فقط قم بتثبيته على نافذة خروج الضوء.
لفك ملحق، فقط قم بسحبه بعيداً عن نافذة خروج الضوء.



ملحق الجسم

يمكنك استخدام ملحق الجسم لمعالجة الشعر غير المرغوب به في مساحات الجسم المختلفة أسفل خط العنق.
يمكنك استخدامه على سبيل المثال للمعالجة السريعة لمساحات الكبri مثل الأرجل.




ملحق الوجه

يشتمل ملحق الوجه مرشح الضوء المدمج الإضافي لمزيد من السلامة ولذا يمكنك استخدامه لمعالجة شعر الوجه غير المرغوب به على الشفة العلوية والذقن والسوالف.

تنبيه:

- لا تقم بمعالجة الحاجبين باستخدام لوميا.

- عند معالجة شعر الوجه غير المرغوب به على الشفة العلوية، توخِّ الحذر لأنَّه لا تستخدم الوميض على الشفة.



نصيحة خاصة بالاسمرار

الاسمرار بضوء الشمسي الطبيعي أو الصناعي

إن تعريض بشرتك عن عمد لضوء الشمسي الطبيعي أو الصناعي، بهدف الحصول على اسمرار البشرة يؤثر على حساسية ولون بشرتك. لذا يجب القيام بما يلي:

- بعد كل معالجة، يجب الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل قبل الاسمرار، حتى بعد مرور 24 ساعة، يجب التأكيد من أن البشرة التي تمت معالجتها لم يعد يظهر بها أي أحمرار نتيجة المعالجة. استخدمي كريمًا واقعياً من الشمس يعامل حماية ضد الشمسي 50+ على المناطق التي تمت معالجتها خلال 48 ساعة بعد المعالجة وذلك في حالة تعريض بشرتك للشمس. بعد هذه الفترة، يمكنك استخدام كريم ضد ضد الشمسي المعتمد لديك.
 - بعد الاسمرار، يجب الانتظار لمدة 48 ساعة على الأقل قبل استخدام لوميا. يجب إجراء اختبار البشرة بعد الاسمرار بـ 48 ساعة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.
 - لا تستخدم لوميا على مناطق الجسم التي تعرضت لحرائق الشمس.
- ملاحظة:** إن التعرض بشكل عابر أو غير مباشر لأنشعة الشمس لا يتم اعتباره بمثابة الاسمرار.




الاسمرار باستخدام الكريمات

إذا قمت باستخدام لوشن الاسمرار الصناعي، فانتظر لحين احتفاء الاسمرار الصناعي تماماً قبل استخدام الجهاز.

قبل استخدام لوميا

المعالجة السابقة للبشرة

قبل استخدام لوشن الاسمرار الصناعي، يجب إجراء معالجة تمهيدية لبشرتك وذلك بإزالة الشعر الموجود على سطح البشرة. فهذا يسمح لأجزاء الشعر الموجودة أسفل سطح الجلد بامتصاص الضوء وضمان معالجة فعالة. يمكنك إما حلق الشعر، أو تقصيره، أو إزالته ب מכنية نزع الشعر أو إزالته بالشمع. لا تستخدمي الكريمات المزيلة للشعر، لأن المواد الكيميائية قد تسبب تفاعلات جلدية.



إذا اخترت إزالة الشعر بالشمع، فالرجاء الانتظار لمدة 24 ساعة قبل استخدام لوميا حتى ترتاح ببشرتك. نوصي بأخذ دش قبل المعالجة لضمان إزالة جميع البقايا المحتملة للشمع عن البشرة.


1. قومي بالمعالجة السابقة للمناطق التي تريدين معالجتها باستخدام لوميا.

2. قومي بتنظيف البشرة وتأكد من أنها خالية من الشعر وجافة تماماً وخالية من أي مواد دهنية.




ملاحظة: بمجرد توقي نمو الشعر مرة أخرى، وهو ما يحدث عادةً بعد 4 إلى 5 معالجات، لم تعد بحاجة إلى إجراء المعالجة السابقة لبشرتك قبل استخدام الجهاز.

تحفظ نبضات الضوء مسام الشعر على الدخول في حالة ركود. ونتيجة لذلك، يتتساقط الشعر بشكل طبيعي ويتوقف نموه.




ت تكون دورة نمو الشعر من مراحل مختلفة. تكون تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) مؤثرة فقط عندما يكون الشعر في مرحلة نموه. لا تكون جميع الشعيرات في مرحلة النمو في الوقت نفسه. ولهذا نوصي بالمعالجة لمدة 8 أسابيع يتبعها المسميات الأخيرة للتتأكد من معالجة جميع الشعيرات بفاعلية في مرحلة النمو.

ملاحظة: إن المعالجة باستخدام لوميا لا تكون فعالة إذا كان الشعر أشقر أو أشقر فاتح، لأن الشعر الفاتح لا ينبع ضوءاً كافيناً. يمكنك فيما يلي التعرف على ألوان الشعر التي يتم معها استخدام لوميا بشكل مناسب وفعال.



ألوان شعر الجسم المناسبة

ملاحظة: للتحقق مما إذا كان لون شعر الجسم يسمح باستخدام الجهاز، يرجى الرجوع إلى جدول لون الشعر الذي رقمه 3 في صفحة المطوية.



ماذا تتوقع

بعد المعالجة الأولى مباشرةً

بعد المعالجة الأولى، قد تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لكي يسقط الشعر. في الأسبوع الأول بعد المعالجة المبدئية، لا تزال ترى بعض الشعيرات تنمو. هذه الشعيرات هي على الأرجح تلك التي لم تكن في مرحلة النمو خلال المعالجة الأولى.

بعد المعالجة الثانية إلى الثالثة

بعد المعالجة الثانية إلى الثالثة، يجب أن تشاهد انخفاضاً ملحوظاً في نمو الشعر. ولكن، لمعالجة جمع الشعيرات بفاعلية، يجب متابعة المعالجة وفقاً لجدول المعالجة الموصى به.

بعد المعالجة الرابعة إلى الخامسة

بعد المعالجة الرابعة إلى الخامسة، يجب أن تشاهد انخفاضاً كبيراً في نمو الشعر في المناطق التي تم معالجتها باستخدام لوميا. يجب أن تشاهد كذلك انخفاضاً في كثافة الشعر. تابع المعالجة مع المسميات الأخيرة المتكررة (كل 4 إلى 8 أسابيع) للمحافظة على النتيجة.


- هذا الجهاز غير قابل للغسل. لا تغمري الجهاز أبداً في الماء ولا تشطف فيه أسفل الصنبور.
- يجب أن يستخدم هذا الجهاز من جانب شخص واحد فقط، وذلك لأسباب صحية.
- استخدمي الجهاز مع الإعدادات المناسبة لنوع بشرتك فقط، حيث يمكن أن يؤدي استخدامه مع الإعدادات الأعلى عن تلك الموصى بها إلى زيادة مخاطر حدوث تفاعلات جلدية والإصابة بأثار جانبية.
- لا تستخدمي مطلقاً الهواء المضغوط أو حشوات التنظيف بالكشط أو عوامل التنظيف اللاشطة أو السوائل الشديدة مثل النفط أو الأسيتون لتنظيف الجهاز.
- إن الضوء المتناثر الصادر عن الجهاز لا يضر بالعينين. لا تنظر إلى الوميض أثناء استخدام الجهاز. لا يجب ارتداء النظارات الوقائية خلال الاستخدام. استخدمي الجهاز في غرفة مضاءة جيداً لكي يصبح الضوء الصادر أقل سطوعاً بالنسبة للعينين.
- واحرصي دائمًا على إعادة الجهاز إلى مركز خدمة معتمد من Philips لفحصه أو إصلاحه. فالإصلاح من جانب أشخاص غير مؤهلين قد ينجم عنه تعريض المستخدم إلى مواقف شديدة الخطورة.
- لا تركي الجهاز من دون مراقبة عند تشغيله. احرصي دائمًا على إيقاف تشغيله بعد الاستخدام.
- لا تستخدمي الجهاز إذا اطبقت عليه أي من الظروف الموضحة في الفصل «من الذي يجب عليه تجنب استخدام لوميا؟ موانع الاستعمال».
- قد يؤثر اسمار البشرة بضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي على حساسية لون بشرتك. يجب إجراء اختبار البشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.
- قبل استخدام لوميا، ينبغي تنظيف البشرة والتأكد من أنها خالية من الشعر وجافة تماماً وخالية من أي مادة دهنية.
- لا تعالجي منطقة من البشرة أكثر من مرة في جلسة واحدة. لا يعمل هذا على تحسين فعالية المعالجة، ولكنه يزيد من مخاطر حدوث تفاعلات جلدية.
- يجب ألا تشعري بألم مع استخدام لوميا. إذا شعرت بعدم الراحة، فقومي بخفض إعداد كثافة الضوء.

المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

إن هذا الجهاز الذي تقدمه Philips يتوافق مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالعرض لل المجالات الكهرومغناطيسية.

كيف تعمل تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)

مع تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)، تبعث نبضات الضوء الخفيفة على البشرة ويتم امتصاصها بواسطة جذور الشعر. كلما كان الشعر أغمق لوناً، كان امتصاص نبضات الضوء أفضل.



- لا تستخدمي أي أقلام رصاص أو حبر لوضع علامات على المناطق المراد معالجتها. فقد يسبب هذا حرائقاً بالبشرة.
- إذا كانت لديك بشرة داكنة اللون، فكوني حذرة عند معالجة منطقة داكنة بدرجة أكبر مباشرة بعد معالجة منطقة أفتح. فقد لا يمكن لجهاز استشعار درجة لون البشرة أن يمنع المعالجة على منطقة الجسم الداكنة بدرجة أكبر مباشرة.
- يمكن لإزالة الشعر بمصادر إرسال الضوء النبضي المكثف أن تسبب زيادة في نمو الشعر لدى بعض النساء. بناءً على البيانات المتاحة حالياً، فإن الفئات الأكثر عرضة لخطر التعرض لهذه الاستجابة هن الإناث من أصل متوسطي أو شرق أوسطي أو جنوب آسيوي اللاتي خضعن لمعالحة على الوجه والرقبة.
- قد ترتفع درجة حرارة نافذة خروج الضوء ومرشح الملحقات للغاية بعد الاستخدام. لا تلمس الجزء الداخلي من نافذة خروج الضوء والمرشح من الجزء الداخلي من الملحقات دون تركها تبرد أولأً.
- لغرض شحن البطارية، لا تستخدم إلا وحدة التزويد بالطاقة القابلة للفصل (A00440) الملحقة مع هذا الجهاز (انظر الرمز).



ملاحظة: إنما لاحظت وجود تغير في درجة لون البشرة من آخر معالجة (بسبب عملية الأسمار مثلاً)، ننصحك بإجراء اختبار بشرة وانتظار لمدة ٣٥ دقيقة قبل المعالجة التالية.

منع التلف

- تأكدي من عدم وجود ما يعيق تدفق الهواء عبر فتحات تهوية الجهاز.
- لا تعرضي الجهاز مطلقاً للصدمات الثقيلة ولا تقومي بهزه أو تجعليه يسقط.
- إنما نقلت الجهاز من بيئه شديدة البرودة إلى بيئه شديدة السخونة أو العكس، فانتظري لمدة ٣ ساعات تقريباً قبل استخدام الجهاز.
- احرصي على تخزين الجهاز في مكان جاف خالٍ من الأثرية.
- لا تعرضي الجهاز لدرجات حرارة أقل من ٥ درجات مئوية أو أعلى من ٣٥ درجة مئوية أثناء الاستخدام.
- لمنع تلفه، لا تعرضي الجهاز لضوء الشمس المباشر أو الأشعة فوق البنفسجية لساعات طويلة.

تنبيه

هذا الجهاز مصمم لإزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه من المناطق أسفل عظام الوجنتين. فلا تستعمليه لأي غرض آخر. فقد يُعرضك فعل ذلك إلى حوادث خطيرة. يجب ألا يستخدم الرجال الجهاز على الوجه والرقبة بما في ذلك مناطق نمو اللحية ومنطقة الأعضاء التناسلية بأكملها.



- حول العينين وبجوار الحاجبين أو فوقهما.
 - على الشفتين، والحلمة أو الهالة المحيطة بها، والشفرين الصغيرين، والمهبل، والدبر، ويدخل فتحي الأنف والأذنين.
 - يجب ألا يستخدم الرجال الجهاز على الوجه والرقبة بما في ذلك مناطق نمو اللحية ومنطقة الأعضاء التناسلية بأكملها.
 - في المناطق التي تضع عليها مزيلات الروائح التي تستمر لفترة طويلة. قد ينتج عن ذلك حدوث تفاعلات بالبشرة.
 - فوق أو بالقرب من أي شيء صناعي مثل حشوات السليكون المزروعة، أو منافذ الحقن تحت الجلد (موزع الأنسولين) أو التقوب.
- ملاحظة:** هذه القائمة ليست شاملة. إذا لم تكونين متأكدة من إمكانية استخدامك للجهاز، ننصحك باستشارة طبيب.

هام

خطر



- احتفظي بالجهاز والمهایء جافين.
- إنما تعرض الجهاز للكسر، فلا تلمسي أي جزء داخلي منه لتجنب التعرض لصدمة كهربائية.
- إن الماء والكهرباء يشكلان خطراً معًا. لذا، تجنبي استخدام هذا الجهاز في بيئات رطبة (على سبيل المثال، بالقرب من حوض استحمام ممتلئ أو دُش جار أو حمام سباحة ممتلئ).

تحذير

- هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام بواسطة الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ما لم يكونوا قد خضعوا للمراقبة أو حصلوا على الإرشادات الخاصة باستخدام الجهاز وذلك بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

- هذا الجهاز غير مصمم للأطفال تحت ١٥ عاماً. يمكن للمرأهقين ممن تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ١٨ عاماً استخدام الجهاز وذلك بموافقة و/أو مساعدة آبائهم أو الأشخاص المسؤولين عنهم. يمكن للبالغين في سن ١٨ عاماً استخدام الجهاز بحرية.
- افحص دائمًا الجهاز قبل استخدامه. لا تستخدم الجهاز أو المهايئ في حالة تعرضهما للتلف. استبدل دائمًا الجزء التالف بنوع أصلي.

- لا تستخدمي الجهاز إذا كان مرشح الأشعة فوق البنفسجية بملحق و/أو نافذة خروج الضوء معطلًا.
- لا تعدلّي أي جزء في المهايئ أو السلك ولا تقطعيه حيث يتسبب ذلك في حالة خطيرة.

الأمراض / الأضطرابات

لا تستخدمي الجهاز مطلقاً:

- إذا كنت مصابة بداء السكري أو أي من الأمراض الجهازية أو الأيضية الأخرى.
- إذا كنت مصابة بمرض احتقان القلب.
- إذا كنت مصابة بمرض مرتبط بالحساسية تجاه الضوء، مثل الطفح الضوئي متعدد الأنشكال (PMLE) أو الشري الشمسي أو البرفيري أو خلافه.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة باضطراب كولاجيني، بما في ذلك تاريخ يتكون ندبة الجدرة أو تاريخ بضعف التئام الجروح.
- إذا كنت مصابة بالصرع مع حساسية للضوء الوامض.
- إذا كان جسمك حساساً للضوء أو يظهر به الطفح الجلدي بسهولة أو يعاني من التفاعل التحسسي.
- إذا كنت تعانين من مرض جلدي مثل سرطان الجلد النشط، أو لديك تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الجلد أو أي سرطان موضعي آخر في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة باضطراب وعائي، مثل الإصابة بالدوالي أو توسيع وعائي في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كنت مصابة بأي من اضطرابات النزف.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة بمرض كابت المناعة (بما في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز).

حالة الجلد

لا تستخدمي الجهاز مطلقاً:

- إذا كنت تعانين من التهابات، أو إكزيما، أو حروق، أو التهاب مسام الشعر، أو تمزقات مفتوحة، أو خدوش، أو هربس بسيط (قرح باردة)، أو جروح، أو تمزقات وتورم دموي في المناطق المراد معالجتها.
- لا تستخدمي الجهاز أبداً على البشرة المتهيجية (الحمراء أو المجرورة) أو المسفوقة من الشمس أو التي تعرضت للدسمار الصناعي.
- لا تستخدمي الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: أعلى الشامات، النمش، الأوردة الكبيرة، المناطق المصطبفة الداكنة، الندب، عيوب البشرة وذلك دون استشارة الطبيب. قد ينتج عن ذلك حدوث حروق أو تغير في لون البشرة، الأمر الذي يجعل تشخيص الأمراض المرتبطة بالبشرة أكثر صعوبة.
- لا تستخدمي الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: على البثور، الوشم أو المكياج الثابت.

الأماكن/المناطق

لا تستخدمي الجهاز مطلقاً على المناطق التالية:



من الذي يجب عليه تجنب استخدام لوميا؟ مواعظ الاستعمال

الشروط العامة

- لا تستخدمي الجهاز مطلقاً إذا كانت بشرتك من نوع VI (تعرض قليلاً أو لا ت تعرض لحرائق الشمس، الاسمرار الداكن جداً). في هذه الحالة، تزداد خطورة إصابتك بتفاعلات جلدية، مثل فرط التصبغ ونقص التصبغ، الاحمرار الشديد أو الحرائق.

ملاحظة: للتحقق مما إذا كان نوع بشرتك يسمح باستخدام الجهاز، يرجى الرجوع إلى جدول درجة لون البشرة الذي رقمه 2 في صفحة المطوية.



- لا تستخدمي الجهاز مطلقاً إذا كنت حاملاً أو مرضعة حيث لم يتم اختبار الجهاز على الحوامل أو المرضعات.
- تجنبي استخدام الجهاز إذا كنت تستخدمين أية أجهزة مزروعة نشطة مثل جهاز تنظيم ضربات القلب أو المنبهات العصبية أو مضخة الأن소لين أو خلافه.

الأدوية/التاريخ الطبي

لا تستخدمي الجهاز مطلقاً إذا كنت تتناولين أيّاً من الأدوية الواردة أدناه:

- إذا كان يجري معالجة بشرتك أو تمت معالجتها حديثاً على مدار الأسابيع السابقة باستخدام أحماض الألفا هيدروكسي (AHAs)، وأحماض البيتا هيدروكسي (BHAs)، والأيزوتريتون الموضعي، وحمض الأزيليك.
- إذا كنت قد تناولت أيّاً من أنشكال الأكتينين أيزوتريتون أو الرواكتينين أيزوتريتون خلال الأشهر السبعة الأخيرة. إن هذا المعالجة تجعل بشرتك أكثر عرضة للإصابة بالتمزق والجروح والحساسية.
- إذا كنت تتناولين مواد أو أدوية لحساسية الضوء، فقومي بفحص النشرة المرفقة مع الدواء ولا تستخدمي الجهاز مطلقاً إذا كانت النشرة تنص على أن الدواء يمكن أن يسبب تفاعلات تحسّس ضوئي أو تفاعلات تسمم ضوئي أو إذا كان يجب عليك تجنب التعرض للشمس خلال تناولك لهذا الدواء.
- إذا كنت تتناولين أدوية لمنع تخثر الدم، بما في ذلك استخدام الأسبرين بكثرة، على نحو لا يتيح بفتره توقف تناول الدواء بأسبوع على الأقل قبل كل معالجة.
- لا تستخدمي الجهاز مطلقاً:

 - إذا خضعت لعلاج إشعاعي أو كيميائي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
 - إذا كنت تتناولين مسكنات الآلام التي تقلل من حساسية البشرة للحرارة.
 - إذا كنت تتناولين أدوية كابتها للمناعة.
 - إذا كنت قد خضعت لجراحة في المناطق المراد معالجتها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

57	العنابة بعد المعالجة
56	الشحن
56	شحن البطارية بالكامل
56	انخفاض شحن البطارية
56	التنظيف والت تخزين
55	إعادة التدوير
55	إزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن
55	الضمان والدعم
55	المواصفات الفنية
54	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مرحباً

مرحباً بك في عالم الجمال مع Lumea! أنت على موعد مع التمتع ببشرة ناعمة كالحرير بعد بضعة أسبوع فقط. يستخدم فيليبس لوميا تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) وهي التقنية المعروفة بأنها إحدى الطرق الأكثر تأثيراً لمنع تكاثر نمو الشعر من جديد. من خلال التعاون الوثيق مع أخصائي الأمراض الجلدية المسجلين، اخترنا هذه التقنية التي تعتمد على الضوء، والتي كان يتم استخدامها في الأساس في صالونات التجميل المحترفة. وذلك من أجل الاستخدام السهل والفعال بأمان في منزلك. يتميز فيليبس لوميا بأنه رفق على البشرة و يقدم المعالجة المناسبة والفعالة مع كافة الضوء المرغوب. وداعنا للشعر غير المرغوب به. استمتع بتحسين النعومة مع بشرة خالية من الشعر ومظهر وملمس رائعين كل يوم.

لتستفيدن بشكل كامل من الدعم الذي تقدمه فيليبس، سجّلي منتجك على موقع الويب www.philips.com/lumea أو www.philips.com/welcome. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة على نصيحة الخبراء، ومقاطع فيديو تعليمية، والأسئلة الشائعة، ومعرفة طريقة التمتع بأكبر استفادة من جهاز لوميا الخاص بك.

نظرة عامة على الجهاز (الشكل 1)

نافذة خروج الضوء مع مرشح الأشعة فوق البنفسجية المدمج
1 الملحقات
2

a	ملحق الوجه
b	ملحق الجسم
c	ملحق البكيني (SC2009)
3	العاكس بداخل الملحق
4	حلقة وقائية
5	زر الوميض
6	مصابيح الكثافة (1-5)
7	زر رفع الكثافة
8	زر خفض الكثافة
9	ضوء الشحن ومؤشر انخفاض شحن البطارية
10	زر التشغيل/الإيقاف
11	مأخذ توصيل الجهاز
12	ضوء „الاستعداد للوميض“
13	فتحات الهواء
14	المهاين
15	مأخذ صغير
16	حقيبة (غير معروضة)

المحتويات

70	نظرة عامة على الجهاز (الشكل ١)	مرحباً
70	من الذي يجب عليه تجنب استخدام لوميا؟ موانع الاستعمال	
69	الشروط العامة	
69	الأدوية/التاريخ الطبي	
68	الأمراض / الأضطرابات	
68	حالة الجلد	
68	الأمان/المناطق	
67	هام	
67	نطر	
67	تحذير	
66	لمنع التلف	
66	تنبيه	
65	المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)	
65	كيف تعمل تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)	
64	ألوان تشعر الجسم المناسبة	
64	ماذا تتوقع	
64	بعد المعالجة الأولى مباشرةً	
64	بعد المعالجة الثانية إلى الثالثة	
64	بعد المعالجة الرابعة إلى الخامسة	
63	نصيحة خاصة بالأسمرار	
63	الأسمرار بضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي	
63	الأسمرار باستخدام الكريمات	
63	قبل استخدام لوميا	
63	المعالجة السابقة للبشرة	
62	اختبار البشرة	
62	استخدام فيلبيس لوميا	
62	الملحقات	
62	التركيب والفك	
62	ملحق الجسم	
62	ملحق الوجه	
61	ملحق منطقة اليكيني (SC2009)	
61	تحديد كفاية الضوء المناسبة	
60	استعمال الجهاز	
59	نمطين للمعالجة: الضغط والوميض والتمرير والوميض	
59	جدول المعالجة الموصى بها	
59	المرحلة المبدئية	
59	مرحلة اللمسات الأخيرة	
58	الملحق ووقت المعالجة الموصى به لكل منطقة	
58	بعد الاستخدام	
58	تفاعلات البشرة الشائعة	
57	الأثار الجانبية النادرة	

راه حل

علت احتمالی

مشکل

فی لتر UV دریچه خروج نورشکسته است. اگر فی لتر UV شکسته است، دیگر از دستگاه استفاده نمی‌شود. با مرکز خدمات مشتریان، نمایندگی Philips این مرکز خدمات Philips در گیشور خود تماس پنجه بگیرید.

شما ناحیه ای را با دستگاه اصلاح کرده اید که این دستگاه برای آن مناسب نیست.

هرگز از این دستگاه در قسمت های زیراستفاده نمی‌شود: لب های داخلی اندام تناسلی، مقعد، نوک سینه، هاله رنگی دور نوک سینه، لب ها، داخل سوراخ بینی و گوش، اطراف چشم ها و نزدیک به ابروها. مردان نباید از این دستگاه روی صورت یا بینضمه هاستفاده کنند.

دستگاه برای رنگ پوست تان مناسب نیست.

از این دستگاه بر روی پوست نوع ۶ که قهوه ای تیره را رنگ پوست تیره تراز آن است استفاده نمی‌شود.

حساسیت پوستی پس از درمان بیشتر از معمول طول می کشد.

شما از درجه شدت نوری استفاده کرده اید که برای شما بسیار زیاد است.

دفعه بعد شدت کمتری را انتخاب کنید. به فعل استفاده از Philips Lumea، پخش انتخاب شدت نور مناسب مراجعه کنید.

نتیجه اصلاح رضایت بخش نیست.

شما از درجه شدت نوری استفاده کرده اید دفعه بعد درجه بالاتری را انتخاب کنید.

که برای شمامبسبیار کم است.

شما فلیش را روی قسمت مجاور قسمتی که قبل اصلاح کرده اید پکار نبرده اید.

دستگاه روی رنگ موی بدن شمامؤثر نیست.

اگر موهای تان بلوند روشن، بلوند یا قرمز است،

موزاییک آرامد نخواهد بود.

سر جداشونده مخصوص بدن من نمایندگی ندارد.

این امر عادی است.

سر جداشونده مخصوص بدن حاوی نشیشه/فی لتر/دریچه داخلی نیست.

عهی ب یابی

در این بخش معمول ترین مشکلاتی ذکر شده است که ممکن است در رابطه با دستگاه با آنها مواجه شوید. اگر توانستید مشکل را با استفاده از اطلاعات زیر برطرف کنید، از سایت www.philips.com/support دیدن کنید و به ایست سوال های متناول رجوع کنید، یا می توانید در گشتوتان با مرکز پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.

مشکل	علت احتمالی	راه حل
دستگاه بصورت ناگهانی خاموش می شود.	شارژ باتری های شارژی تمام نشده است	دستگاه را شارژ کنید. به بخش شارژ مراجعه نمایید.
دستگاه/آداتپور در حین شارژ گرم می شود.	این امر عادی است.	هیچ اقمامی لازم نیست.
نمی توانم از دستگاه با برق متناوب استفاده کنم.	بدائل مسائل ایمنی، استفاده از دستگاه Philips Lumea فقط بدون سیم قابل استفاده است.	فتشاری ایزاویه دستگاه بر روی پوست را تنظیم کنید.
وقتی ضمیمه را روی پوست خود قرار ندارم، جراغ "آماده بودن فلشن" روشن نمی شود اما فن خنک گشته کار می کند.	دستگاه در تماس کامل با پوست قرار گیرد.	فتشاری ایزاویه دستگاه بر روی پوست را تنظیم کنید.
جراغ "آماده بودن فلشن" به رُزگ سبز روشن است اما وقتی دکمه فلشن را فشار می دهم، دستگاه فلشن تولید نمی کند.	باشد دستگاه را تنظیم مجدد کنید.	برای تنظیم مجدد دستگاه، آن را خاموش کرده و دوباره روشن کنید.
دستگاه بوي تندی می دهد.	سر جداشونده یاشیشه فیلتر قرمز رُزگ کثیف است.	سر جداشونده را با دقت تمیز کنید.
حساسيت بیشتری نسبت به حالت معمولی می شود/هنگام استفاده از دستگاه، احساس ناراحتی می کنم.	قبل از استفاده از Lumea موهای روی پوست را بزنید.	شما موهای موجود در نواحیکه باشد بنحو مناسب اصلاح نشوندرا گوتاه نگردد اید. این موهایمکن است دچار سوختگی شوند و در نتیجه بوي سوختگی ایجاد نشود.
حین استفاده از دستگاه پوست در چار تنظیم نشد نورکه استفاده می کنید، بسیار بالا است.	بررسی کنید که نشد نور را روی درجه مناسب تنظیم کرده باشید. در صورت نیاز، تنظیمات نشد پایین تر انتخاب کنید.	قبل از استفاده از Lumea موهای روی پوست را بزنید.
شما موهای زائد در نواحی مدنظربرای اصلاح را گوتاه نگردد اید.	شما موهای زائد در نواحی مدنظربرای اصلاح را گوتاه نگردد اید.	شما موهای زائد در نواحی مدنظربرای اصلاح را گوتاه نگردد اید.

- بررسی کنید ببینید در پیشت ای جلوی وسیله پیچ وجود دارد. اگر پیچ بود، آن را باز کنید.
- 1 قاب پیشت و/یا جلوی وسیله را با پیچ گوشته جدا کنید. در صورت لزوم، همچنین پیچهای دیگر و/یا قسمتهایی از وسیله را باز کنید. تا بورد مدار چاپی را با باتری قابل شارژ ببینید.
 - 2 باتری قابل شارژ را جدا کنید.
 - 3

ضمانت نامه و پشتیبانی

اگر به اطلاعات ای پشتیبانی نیاز دارید، لطفاً از www.philips.com/support دیدن کنید ای
دفترچه ضمانت نامه بین المللی را بخوانید.


مشخصات فنی

SC2009, SC2007

V	ولتاژ درجه بندی شده
50 تا 60 هرتز	فرکانس درجه بندی شده
16 وات	ورودی درجه بندی شده
درجه دو، دو لایه عایق	محافظت در برابر شوک الکتریکی
IP 30 (EN 60529)	درجه بندی محافظت
دما: +15 تا 35 درجه سانتیگراد	شرایط کار
25 تا 70 درجه سانتی گراد	دمای شرایط: گهداری
کمتر از 90% (بدون میزان)	Robertoت نسبی
700 تا 1060 ساعت پاسکال	فشار کار
حداکثر 3000 متر	ارتفاع
565 تا 1400 نانومتر، بسته به نوع سر جدانشونده	طول موج های ساطع شده
2.5 تا 5 زول بر سانتی متر مربع، بسته به تنظیمات انتخابی	نوردهی
23 زول	حداکثر انرژی نوری
2.0> میلای ثانیه	مدت پالس
1 تا 3.5 ثانیه، بسته به تنظیمات انتخابی	زمان تکرار
حداکثر +/- 20% انحراف از متوسط نوردهی در محل مورد استفاده	همگنی نوری


شارژ باتری کم است

وقتی باتری تقریباً خالی است، چراغ شارژ به طور پیوسته به رنگ نارنجی چشمگ می‌زند.




تمیز کردن و نگهداری از دستگاه

- 1 بعد از استفاده، دستگاه را خاموش کنید، آن را از پریز جدا کنید و اجازه دهید خشک شود.
- 2 ضمیمه را جدا کنید.



- 3 پارچه نرم ارائه شده همراه با دستگاه را با چند قطره آب خمیس کنید و از آن برای تمیز کردن قسمت های زیر استفاده کنید:
 - پنجه خروج نور
 - سطح بیرونی ضمائم
 - آینه داخل ضمائم
 - نشیشه فیلتر قرمز رنگ داخل سر جدآشونده مخصوص صورت اجازه دهید همه این قسمت ها به طور کامل خشک شوند.
- 4 دستگاه را در دمای بین ۰ و ۶۰ درجه سانتی گراد در محلی خشک و بدون گرد و خاک نگهداری کنید.
- 5



بازیافت

- این محصول را در پایان عمرش با زیاله های خاکی معمولی دور نمایند از باتری، پاکه آن را جهت بازیافت به مراکز جمع آوری بازیافت تحویل دهید. با انجام این کار، به حفظ محیط کمک می‌کنید.

جدا کردن باتری قابل شارژ

فقط وقتی می خواهید دستگاه را دور بیندازید باتری قابل شارژ را جدا کنید. قبل از بیرون آوردن باتری، بروزی کنید دستگاه از پریز دیواری جدا باشد و باتری به طور کامل خالی باشد.

وقتی ابزارها را برای باز کردن وسیله در دست می گیرید و وقتی باتری باتری قابل شارژ را دور می اندازید، احتیاط های ایمنی لازم را در نظر داشته باشید.

- درد نشیدی: اگر از این دستگاه بر روی پوستی استفاده کرده باشید که موی آن را نزدیک باشید، اگر از دستگاه باشد نوری استفاده کنید که برای رنگ پوست زیاد بوده باشد، اگر همین ناحیه را بیش از یک بار فلش زده باشید و اگر از دستگاه بر روی زخم های باز، قسمت های ملتهب، دارای عفونت، تاتو، قسمت های سوخته و سایر موارد استفاده کنید این درد در مدت درمانی با بعد از آن اتفاق می افتد.

مراقبت بعد از استفاده

بعد از استفاده می توانید روی قسمت های تحت استفاده به راحتی لوسویون، کرم، دئودورانت و مرطوب کننده یا مواد آرایشی بزنید. اگر در چار حساسیت یا قرمزی پوست بعد از استفاده شدید، منتظر بمانید تا این حالت ها از بین بروند و سپس هر محصولی را روی پوست استفاده کنید. اگر بعد از استفاده محصولات پوستی چار حساسیت شدید، آنها را با آب بشوینید.

توجه: با دنبال کردن همه دستورالعمل ها باز هم ممکن است چار حساسیت پوستی شود. در این حال استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مرکز خدمات مشتری در کشور خود تماس پنگید.

شارژ دستگاه

باتری های دستگاه را قبل از استفاده برای اولین بار شارژ کنید. شارژ دستگاه تقریباً 1 ساعت و 40 دقیقه طول می کشد. هر 3 تا 4 ماه باتری ها را به طور کامل شارژ کنید، حتی اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نکنید.


وقتی دستگاه شارژ می شود، چراغ شارژ به رنگ سبز چشمگ می زند.

توجه: این دستگاه فقط بدون سیم قابل استفاده است.

1 مطمئن شوید دستگاه خاموش باشد.


2 فی بیش کوچک را به دستگاه وصل کنید و آیاپتور را به پریز دیواری بزنید. بعد از هر بار استفاده، Lumea را شارژ کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.

توجه: دستگاه دارای یک محافظ در برای گرم شدن بیش از حد باتری است و اگر دمای اتاق بیشتر از 40 درجه سانتی گراد باشد، شارژ نمی شود.



باتری کاملاً شارژ شده است

وقتی باتری کاملاً شارژ است، چراغ شارژ به رنگ سبز ثابت می ماند. باتری هایی که به طور کامل شارژ شده اند برای 370 فلش باشد نور 5 قابل استفاده هستند.



بعد از استفاده

واعتنی های معمولی پوست

ممکن است پوستان کمی قرمز و/یا زبر شود، احساس سوزشی گرما کنید. این واعتنی کاملاً بی ضرر است و به سرعت از بین می رود.

در نتیجه اصلاحی انجام همزمان اصلاح و درمان با نور دستگاه ممکن است پوست خشک شود و احساس خارش داشته باشد. با کمک کیسه یخ یا یک پارچه مرتبط می توانید پوست را در محل مورد نظر خشک کنید. اگر خشکی پوست ادامه پیدا کند می توانید مرتبط گننده بی بوی را 24 ساعت بعد از استفاده روی قسمت مورد نظر پگنارید.

عوارض جانبی نادر

- سوختگی ها، قرمز شدگی های زیاد (برای مثال اطراف فوایکل های مو) و تورم: این حساسیت ها به ندرت اتفاق می افتد. این موارد نتیجه استفاده از شدت نوری است که برای رنگ پوست زیاد است. اگر این حساسیت ها در مدت سه روز از بین نرفت، توصیه می کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا دوره درمان بعدی که پوست کاملاً درمان شده صبر کنید و از شدت نور کمتری استفاده کنید.

- تغییر رنگ پوست: این مورد به ندرت اتفاق می افتد. تغییر رنگ پوست خود را ای به صورت یک تکه تیره تر (زیاد شدن رنگ دانه های پوست) یا یک تکه روشن تر (کم شدن رنگ دانه های پوست) نسبت به نواحی اطراف نشان می دهد. این نتیجه استفاده از شدت نوری است که برای رنگ پوست زیاد است. اگر تغییر رنگ در مدت 2 هفته از بین نرفت، توصیه می کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا زمانی که متشکل تغییر رنگ از بین نرفته و پوست به رنگ طبیعی خود برگشته است به درمان این قسمت زبردازی دارد.

- عفونت پوست مورد نادری است با این حال ممکن است به دنبال وجود یک زخم (کوچک)، سوختگی پوست، خراشیدگی پوست و مواردی از این دست اتفاق بی فتد.

- التهاب اپی درمال (یک ناحیه قهوه ای بسیار مشخص که اغلب برای پوست های تیره تر اتفاق می افتد و با خشکی پوست همراه نیست): این حساسیت به ندرت اتفاق می افتد. اگر این حساسیت در مدت 1 هفته از بین نرفت، توصیه می کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا دوره درمان بعدی که پوست کاملاً درمان شده صبر کنید و از شدت نور کمتری استفاده کنید.

- تاول زدن (شبیه حباب های کوچک بر روی سطح پوست است): این مورد به ندرت اتفاق می افتد. اگر این حساسیت در مدت 1 ماه از بین نرفت یا پوست عفونی شد، توصیه می کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا دوره درمان بعدی که پوست کاملاً درمان شده صبر کنید و از شدت نور کمتری استفاده کنید.

- جای سوختگی: اغلب اثر ثانویه یک سوختگی است که به بی شتر از یک ماه زمان نیاز دارد تا درمان شود.


- فوایکولایت (تورم در اطراف فوایکل های مو که با جوش هایی همراه است): این حساسیت بسیار نادر است و نتیجه ورود باکتری به پوست آسیب دیده است. اگر این حساسیت اتفاق افتاد، توصیه می کنیم به پزشک مراجعه کنید چون ممکن است نیاز به پمام آنتی بیوتیک برای درمان فوایکولایت باشد.

مرحله بیهوش


بعد از مرحله درمان اوایله (4 تا 5 بار)، توصیه می‌کنیم هر بار که مشاهده رویش مجدد موها شدی ده 4 تا 8 هفته مراحل تکمیلی را تکرار کنید. این کار برای حفظ نتایج و داشتن پوستی بهتر برای چند ماه است. زمان بین استفاده بسته به رشد موها تان و همچنان در قسمت‌های مختلف بدن با یکدیگر متفاوت است.




اتصال و زمان درمان توصیه شده برای هر قسمت



3 دستگاه را محکم روی پوست خود فشار دهید تا از تماس پوستی مناسب اطمینان حاصل شود.




چراغ "آماده بودن فلش" روی قسمت پیش دستگاه به رُزگ سبز روشن می شود و نشان می دهد که می توانید استفاده را آماده دهید.



4 دکمه فلش را فشار دهید تا فلش روشن شود. به دلیل فلش مقداری گرما حس خواهد دارد.

توجه: نور ایجاد شده توسط دستگاه برای چشم ها ضرری ندارد. لازم نیست در حین استفاده از عینک مخصوص استفاده کنید. از دستگاه در اتفاقی که نور مناسب ندارد استفاده کنید تا چشم های شما در اثر نور خیره نشود.



5 دستگاه را روی قسمت مور نظر بعدی چهت درمان بگذارید. بعد از هر فلش، حداقل 3.5 ثانیه طول می کشد تا دستگاه برای فلش بعدی آماده شود. وقتی چراغ "آماده بودن فلش" دوباره روشن نشد می توانید فلش بزنید.


برای اطمینان از اینکه همه قسمت ها تحت درمان قرار گرفته اند، فلش ها را تزدیک به یکدیگر بزنید. اما مطمئن شوید روی هر قسمت فقط یک بار فلش زده شود. دو بار فلش زدن روی یک قسمت سبب تأثیر بیشتر استفاده نمی شود اما ممکن است باعث ایجاد واکنش های پوستی شود.

دو حالت استفاده وجود دارد: "مهر و فلش" و "حرکت و فلش"

دستگاه Philips Lumea دارای دو حالت استفاده برای کاربرد راحت تر در قسمت های مختلف بدن است:

- حالت "مهر و فلش" برای قسمت های کوچک یا دارای انحصاراً زانوها و زیر بغل مناسب است. کافی است دکمه فلش را فشار دهید و رها کنید تا یک فلش زده شود.

- حالت حرکت و فلش برای استفاده روی قسمت های بزرگ تر مثل پاها مناسب است. دکمه فلش را فشار دهید و زگهداری دار همین حال دستگاه را روی پوستتان حرکت دهید تا در یک ردیف چند فلش زده شود.




جدول استفاده توصیه شده

مرحله اولیه


برای 4 تا 5 جلسه اول توصیه می کنیم هر دو هفته یک بار از Philips Lumea استفاده کنید تا مطمئن شوید که همه موها درمان شده اند.



- برای تنظیم شدت نور، دکمه افزایش یا کاهش شدت را فشار دهید تا به تنظیم مورد نظرتان برسید.
- استفاده از هرگز نباید درنگاک باشد. اگر احساس ناراحتی کردید، تنظیم شدت نور را کاهش دهید.
- اگر اخیراً پوستتان را بزنده کردید، برای تعیین تنظیم شدت نور مناسب، تست پوست انجام دهید.




نوع پوست	رزگ پوست	تنظیم شدت نور
I		سقیع؛ همیشه آفتاب سوخته می شود، هرگز بزنده نگنید.
II		گندمی؛ سریع آفتاب سوخته می شود، کمی بزنده کنید.
III		قهقهه ای روشن؛ سریع آفتاب سوخته می شود، آرام آرام به قهقهه ای روشن بزنده گنید.
IV		قهقهه ای متوسط؛ به ندرت آفتاب سوخته می شود، راحت بزنده گنید.
V		قهقهه ای تیره؛ به ندرت آفتاب سوخته می شود، خیلی راحت بزنده گنید.
VI		سیاه مایل به قهقهه ای تیره؛ به ندرت آفتاب سوخته می شود، بزنده بسیار تیره.
توجه: برای بررسی این ذکر با توجه به رزگ پوستتان امکان استفاده از دستگاه وجود دارد اما نه، به جدول رزگ پوست نشماره 2 در صفحه تاخورده مراجعه کنید.		



توجه: بر روزها و مواقع مختلف و به دلایل متفاوت ممکن است پوستان واکنش متفاوتی داشته باشد.

استفاده از دستگاه

- قبل از استفاده، دستگاه را شارژ گنید، اتصال ها و پنجه خروج نور را تمیز گنید و شدت نور مناسب برای رزگ پوستتان را انتخاب گنید.
- دستگاه را با زاویه ۹۰ درجه روی پوستان بگذارید. تا اتصال و حلقه ایمنی در تماس با پوست باشند. حلقه ایمنی از ایجاد فلش ناخواسته بدون تماس با پوست جلوگیری می کند.




استفاده از Philips Lumea

اتصال ها

وصل گردن و جدا نمودن


برای وصل گردن ضمیمه، کافی است آن را روی پنجه خروج نور پگذارید.

برای جدا کردن ضمیمه، آن را از روی پنجه خروج نور بردارید.



اتصال بدن

می توانید از اتصال بدن برای درمان موهای زائد در قسمت های مختلف بدن در زیر خط گردن استفاده کنید. مثلاً می توانید از آن برای درمان سریع قسمت های بزرگ تر مانند پاهای استفاده کنید.




سر جداشونده مخصوص صورت

اتصال صورت شامل فیلتر نور اضافی داخلی برای این منی بیشتر است و بنابراین می توانید از آن برای از بین بدن موهای ناخواسته صورت در پیش لب، چانه و شقیقه استفاده کنید.

اختیاراً:


- از Philips Lumea برای ابروها استفاده نکنید.

- وقی روی موهای پیش لب کار می کنید، دقت کنید روی لب فلیش نزنید.



اتصال کنشاله ران (SC2009)

اتصال قسمت خط مای و دارای فیلتر خاصی برای درمان موهای ضدیم در قسمت کنشاله ران است.



انتخاب شدت نور مناسب


دارای ۵ شدت نور مختلف است. بسته به نوع پوست و شدت نوری که برایتان راحت و مناسب است، می توانید تنظیم شدت نور مناسب را انتخاب کنید.

۱ برای انتخاب تنظیم صحیح به جدول زیر مراجعه کنید.

قبل از اینکه از Lumea استفاده کنید

رسیدگی به پوست قبل از استفاده از دستگاه

قبل از استفاده از Lumea، باید از قل موهای سطح پوست را بزند. با اینکار نور به بخش های از مو در زیر سطح پوست می رسد تا درمان مؤثر انجام شود. می توانید موها را با تانیخ، اپیلاسیون یا موم برداشته باشید. از کرم های موبر استفاده نماید زیرا مواد شیمیایی ممکن است باعث حساسیت های پوستی شوند.



اگر می خواهید موم بیندازید، قبل از استفاده از Lumea مدت 24 ساعت منظر بمانید تا پوست استراحت کند. توصیه می کنیم قبل از استفاده حمام کنید تا همه موم های باقی مانده از روی پوستان پاک شوند.

- 1 قسمت های را که می خواهید از Lumea استفاده کنید، بررسی کنید.
- 2 پوستان را تمیز کنید و بررسی کنید مو نداشته باشد، به طور کامل آن را خشک کنید و بررسی کنید هیچ ماده چربی روی آن نباشد.



توجه: معمولاً پس از 4-5 بار استفاده که رشد موها متوقف نشد، دیگر نیاز نیست قبل از استفاده از دستگاه به پوستان رسیدگی خاصی کنید.

تنست پوست

وقتی از Lumea برای اولین بار استفاده می کنید یا اگر ادی را پوستان را برزنه کرده اید، روی هر قسمتی که می خواهید از دستگاه استفاده کنید، تنست پوست را باید انجام دهید. تنست پوست را باید انجام دهید تا حساسیت پوستان را نسبت به درمان بررسی کنید و تنظیم شدت نور مناسب را برای هر قسمت از بدن تعیین کنید.

- 1 قسمتی نزدیک به محل مورد نظرتان را انتخاب کنید.
- 2 دستگاه را روشن کنید. حتماً تنظیم ۱ را انتخاب کنید.
- 3 دستگاه را روی پوستان بگذارید و دکمه فلش را فشار دهید تا فلش بزند.
- 4 دستگاه را روی پوستان حرکت دهید و به قسمت بعدی برای استفاده بروید.
- 5 تنظیم را یک سطح بالا ببرید و فلش را بزنید، سوپاره به قسمت بعدی بروید. این کار را برای همه سطوح با محدوده توصیه شده برای نوع پوستان تکرار کنید.
- 6 بعد از انجام تنست پوست، 24 ساعت منظر بمانید و بررسی کنید پوستان واکنشی نشان داده است یا خیر. اگر پوستان واکنش نشان داده است، برای استفاده بعدی، بالاترین تنظیمی را انتخاب کنید که سبب ایجاد واکنش پوستی نشده است. روی تمام قسمت هایی که می خواهید از دستگاه استفاده کنید باید تنست پوست بدھید.

آنچه انتظار دارید

بلافاصله بعد از اولین استفاده

بعد از اولین استفاده، ۱ تا ۲ هفته طول می کشد تا موها برسد. در هفته های اول پس از استفاده های اولیه، ممکن است رشد مو را هنوز ببینید. این موها احتمالاً در اولین دوره استفاده در چرخه رشد نبوده اند.

بعد از ۳-۴ بار استفاده

بعد از درمان ۳-۴ بار استفاده، باید کاهش چشمگیر رشد موها مشاهده کنید. اما برای اینکه به طور مؤثری همه موها تحت تأثیر قرار بگیرند، مهم است که با توجه به جدول استفاده توصیه شده، استفاده را ادامه دهید.


بعد از ۵-۶ بار استفاده

بعد از ۵-۶ بار استفاده، باید کاهش چشمگیر رشد موها را در محل های تحت استفاده Lumea مشاهده کنید. حجم موها نیز باید کاهش پیدا کند. همچنان دوره استفاده و بهبود را ادامه دهید (هر ۴ تا ۸ هفته) تا به نتیجه دلخواه برسید.

توصیه هایی در مورد برزنده کردن

برزنده کردن با نور طبیعی آفتاب یا به صورت مصنوعی

اگر عمداً پوستتان را در معرض تابش مستقیم نور خورشیدی یا نورهای مصنوعی قرار می دهید تا برزنده شوی، این کار بر حساسیت و رُنگ پوستتان تأثیر می گذارد. بنابراین موارد مهم زیر را در نظر داشته باشید:



- بعد از هر استفاده، حداقل 24 ساعت صیرکنید سپس برزنده کنید. حتی بعد از 24 ساعت مطمئن شوی که پوست محل استفاده هیچ قرمزی ناشی از استفاده نداشته باشد. تا 48 ساعت بعد از درمان، هنگامی که در معرض تابش نور خورشیدی قرار می گردید از ضد آفتاب SPF 50 و بیشتر استفاده کنید.
- بعد از این مدت، می توانید از ضد آفتاب های معمولی استفاده کنید. بعد از برزنده شدن، حداقل 48 ساعت بعد از برزنده کردن سپس از Lumea استفاده کنید. 48 ساعت بعد از برزنده کردن پوستتان را آزمایش کنید تا مطمئن شوید که تنظیم شدت نور مناسب باشد.

- از Lumea روی قسمت های از بین که دچار آفتاب سوختگی شده اند استفاده نکنید.

توجه: اگر فقط بعضی مواقع و به صورت غیرمستقیم در معرض تابش نور خورشیدی قرار می گردید، این حالت برزنده شدن نیست.

برزنده کردن با استفاده از کرم


اگر از لوسیون های مصنوعی برای برزنده شدن استفاده کرده اید، قبل از استفاده از دستگاه منتظر بمانید تا حالت برزنده مصنوعی به طور کامل از بین برود.

میدان های الکترومغناطیسی (EMF)


این دستگاه Philips با تمام استانداردها و قوانین کاربردی در ارتباط با قرارگیری در معرض میدان های الکترومغناطیسی مطابقت دارد.

نحوه عملکرد IPL

با استفاده از فناوری IPL، پالس های آرام نوری روی پوست وارد می آید و توسعه ریشه مو جذب می شود. هرچه موها تر باشند، پالس های نوری بهتر توسعه موها جذب می شوند.



پالس های نوری سبب می شوند فولیکول های مو به حالت استراحت بروند. در نتیجه موها به طور طبیعی می ریزند و دوباره رشد نمی کنند.



چرخه رشد موها شامل چند مرحله است. فناوری IPL فقط در صورتی مؤثر است که موها در مرحله رشد خود باشند. همه موها در زمان یکسان در مرحله رشد خود نیستند. به همین دلیل است که دوره درمان 8 هفته ای و سپس بهبود را پیشنهاد می کنیم تا همه موها در مرحله رشد به طور مؤثر مورد درمان قرار گیرند.



توجه: اگر موهایتان بلوند یا بلوند روشن است، استفاده از Lumea مؤثر نیست، زیرا موهای روشن نور کافی جذب نمی کنند. در زیر می توانید رنگ موهای را ببینید که Lumea برای درمان آنها مناسب و مؤثر است.

رنگ موهای مناسب بدن

توجه: برای بررسی اینکه با توجه به رنگ موی بدنتان امکان استفاده از دستگاه وجود دارد یا نه، به جدول رنگ موی شماره 3 در صفحه تاکهورده مراجعه کنید.

احتیاط

- این دستگاه فقط برای برداشتن موهای زائد بدن در قسمت های زیر استخوان گونه است. برای اهداف دیگر از آن استفاده نکنید. این کار ممکن است شما را در شرایط خطربناکی قرار دهد. مردان نباید از این وسیله بر روی گردن و صورتیشان و در قسمت هایی که ریش دارند و همچنین در تمام بخش آلت تناسلیشان استفاده کنند.



- این دستگاه قابل شستشو نیست. هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید و آن را زیر شیر آب نشویید.
- به دلایل بهداشتی، دستگاه فقط باید برای یک نفر استفاده شود.
- از دستگاه فقط با تنظیم مناسب برای نوع پوستان استفاده کنید. استفاده با تنظیمی بیشتر از مقدار توصیه شده می تواند احتمال بروز حساسیت های پوستی و عوارض جانبی را افزایش دهد.
- هرگز از هوای فشرده، پدهای شستشو، مواد شوینده ساینده یا مایعات ساینده مانند بنزین یا استون برای تمیز کردن این دستگاه استفاده نکنید.
- نور پراکنده ایجاد شده توسط دستگاه برای چشم ها ضرری ندارد. هنگام استفاده از دستگاه داخل فلاش را نگاه نکنید. لازم نیست در حین استفاده از عینک مخصوص استفاده کنید. از دستگاه در اتاقی که نور مناسب دارد استفاده کنید تا چشم های شما در اثر نور خیلی ننشود.
- برای آزمایش یا تعییر دستگاه همیشه آن را به مرکز مجاز مورد تأیید Philips ببرید. تعییر توسط افراد غیرمجاز ممکن است سبب ایجاد وضعیت خیلی خطربناک برای کاربر شود.
- وقایع دستگاه روشن است هرگز بدون نظرت آن را رها نکنید. همیشه بعد از استفاده از دستگاه، آن را خاموش کنید.
- اگر هر کدام از شرایط موجود در بخش «چه کسی نباید از Lumea استفاده کند؟ موارد منع استفاده» در موردنانت صدق کرد، از دستگاه استفاده نکنید.
- برنزه کردن پوست یا تابیش طبیعی یا مصنوعی نور خورشید ممکن است بر حساسیت و ریزگ پوست تأثیر پذیرد. برای تعیین تنظیم شدت نور مناسب، یک تست پوست انجام دهید.
- قبل از استفاده از Lumea، پوستان را تمیز کنید و حتماً موی آن را بزنید، پوستان را کامل خشک کنید تا هیچ نقطه چربی روی آن نباشد.
- هر بار بیش از یک بار روی یک نقطه خاص از پوست استفاده نکنید. این کار باعث بهبود عماکرد و کارآیی درمان نمی شود و ممکن است باعث افزایش حساسیت های پوستی شود.
- استفاده از Lumea هرگز نباید در دنای باشد. اگر احساس ناراحتی کردید، تنظیم شدت نور را کاهش دهید.

- همیشه قبل از استفاده از دستگاه آن را بررسی کنید. اگر دستگاهی آداب‌پذیر آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید. قسمت آسیب دیده دستگاه را همیشه با نوع اصلی آن جایگزین کنید.
- اگر فیلتر UV پنجره خروج نور و/یا اتصال شکسته است، از دستگاه استفاده نکنید.
- هیچ بخشی از آداب‌پذیری اسیم را تغییر ندهید و جدا نکنید زیرا باعث ایجاد شرایط خطرناک می‌شود.
- نواحی که باید درمان شوند را با مداری اخود کار علامت گذاری نکنید. اینکار می‌تواند موجب سوختگی پوست شود.
- اگر پوست تیره ای دارید، مراقب درمان ناحیه تیره تر درست بعد از ناحیه روشن تر باشید. حسگر رنگ پوست ممکن است فوراً استفاده در قسمت های تیره را متوقف نکند.
- اصلاح موها به کمک تابش نور ممکن است در بعضی افراد باعث افزایش رشد موها شود. براساس داده های فعلی موجود، گروه هایی که بیشتر در معرض این واکنش قرار دارند خانم های مددترانه ای، خاورمیانه و جنوب آسیا هستند که درمان را روی پوست و گردن انجام می‌دهند.
- دریچه خروج نور و فیلتر سرهای جداشونده ممکن است بعد از استفاده بسیار داغ شوند. از لمس کردن قسمت داخلی دریچه خروج نور و فیلتر بخش داخلی سرهای جداشونده خودداری کنید مگر اینکه این بخشها خنک شده باشند.
- برای شارژ کردن مجدد باتری، فقط از منبع برق جدید (A00440) ارائه شده همراه با دستگاه استفاده کنید (به نماد مراجعه کنید).



توجه: اگر متوجه شدید نسبت به دفعه قبل که استفاده کردید رنگ پوستان تغییر کرده است (متلاً در اثر برزنه شدن)، توصیه می‌کنیم روی پوستان تست کنید و قبل از استفاده بعدی 30 دقیقه منتظر بمانید.

برای جلوگیری از بروز آسیب

- بررسی کنید هیچ چیزی از طریق شکاف های تهیه جلوی مسیر هوا را مسدود نکرده باشد.
- هرگز فشار زیاد به دستگاه وارد نکنید، آن را نلرزیدیا روی زمین نیز ندازید.
- اگر دستگاه را از یک مکان خیلی سرد به مکانی خیلی گرم (یا بالعکس) می‌برید، تقریباً 3 ساعت قبل از استفاده از آن منتظر بمانید.
- دستگاه را در مکانی به دور از گرد و خاک و محلی خشک نگهداری کنید.
- در حین استفاده، دستگاه را در میان 5 درجه سانتی گراد تا 35 درجه سانتی گراد قرار ندهید.
- برای اینکه آسیبی به دستگاه وارد نشود، آن را برای چند ساعت متوالی در معرض تابش مستقیم نور خورشیدی، نور UV قرار ندهید.

- مردان نباید از این وسیله بر روی گردن و صورت شان و در قسمت هایی که ریش دارند و همچنین در تمام بخش آلت تناسلی شان استفاده کنند.
- در محل هایی که از دئودورانت های ماندگار استفاده کرده اید. این کار باعث ایجاد حساسیت های پوستی می شود.
- روی هرگونه جسم مصنوعی ا نزدیک آن، مانند ایمپلنت های سیلیکون، پورت های تزریق زیر پوستی (پخش کننده های انسواین) یا حلقه های تزریقی روی پوست.

توجه: این فهرست ارائه شده، دقیق و کامل نیست. اگر مطمئن نیستید که آیا می توانید از این دستگاه استفاده کنید یا خیر، توصیه می کنیم با پزشکتان صحبت کنید.

مهمن خطر



- دستگاه و آدآپتور را خشک نگهدارید.
- اگر دستگاه شکست، به هیچکدام از قسمت های داخلی آن دست نزنید تا دچار برق گرفتگی نشوید.
- آب و الکتریسیته ترکیب خطرناکی هستند. از این دستگاه در مکان های خیس استفاده نکنید (نزدیک وان پراز آب، دوش آب بازی استخراج های پراز آب).

هشدار

- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از قبیل کودکان) که ناتوانی جسمی، حسی یا ذهنی دارند در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه تحت نظارت از آن استفاده کنند یا نحوه استفاده از دستگاه توسط شخص مسئول به آنها آموزش داده شده باشد.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
- این دستگاه برای کودکان زیر ۱۵ سال نیست. نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال می توانند با رضایت و/یا کمک والدین خود یا سرپرست قانونی خود از این دستگاه استفاده کنند. افراد ۱۸ سال و بالاتر می توانند آزادانه از دستگاه استفاده کنند.

آسیب شناسی / اختلالات

- در شرایط زیر هرگز از دستگاه استفاده نکنید:
- اگر دیابت دارید یا مبتلا به سایر بیماری‌های سیستمیک یا متابولیک هستید.
 - اگر نارسایی احتقانی قلبی دارید.
 - اگر بیماری‌های مربوط به حساسیت به نور مانند بثورات نوری پایی مورفیک (PMLE)، کهی رخورشیدی، پوروفیزی و سایر موارد دارید.
 - اگر قیلاً سابقه اختلالات کلازن داشته‌اید، از جمله سابقه تشدیل گوشت اضافی در ناحیه زخم یا اگر زخم های تیتان به خوبی ترمیم نمی‌شوند.
 - اگر در واکنش به نور فلاش دچار صرع می‌شوید.
 - اگر پوستان نسبت به نور حساس است و به سادگی دچار جوش یا واکنش‌های حساسیتی می‌شود.
 - اگر بیماری پوستی دارید مانند سرطان فعال پوست، یا اگر قیلاً سرطان پوست یا هرگونه سرطان دیگری در محل های تحت درمان این دستگاه داشته‌اید.
 - اگر قیلاً سابقه بیماری‌های عروقی داشته‌اید، مانند واریسی اتساع عروق در محل های تحت درمان.
 - اگر مشکلات مربوط به خونریزی دارید.
 - اگر بیماری سرکوب گرسیستم ایمنی دارید (از جمله عفونت HIV یا ایدز).

شرایط پوست

- در شرایط زیر هرگز از دستگاه استفاده نکنید:
- اگر عفونت، آگزما، سوختگی، التهاب فولایکول، زخم باز، خراش، تب خال، جراحت یا ضایعه ای در محل مورد استفاده دارید.
 - بر روی پوست های آسیب دیده (دارای سوختگی یا بریدگی)، آفات سوخته، یا پوستی که اخیراً برنزه شده یا در آفات برنزه شده است.
 - در محل های زیر: بدون مشورت با پزشک از استفاده آن روی خال، گگ و مگ، رگ های بزرگ، قسمت های اک دار، زخم، بخش های مشکل دار پوست خودداری کنید. این کار باعث سوختگی و تغییر رنگ پوست می‌شود و در نتیجه باعث می‌شود که مشکلات مرتبط با پوست سخت تر قابل شناسایی باشد.
 - در محل های زیر: روی زگل، تاتو یا آرایش دائمی.

محل مورد نظر

هرگز از این دستگاه در قسمت های زیر استفاده نکنید:

- در اطراف چشم یا روی ابروها یا در نزدیک ابروها.
- روی لب ها، نوک سینه، دایره رنگی دور نوک سینه، لب های کوچک اندام تناسلی زنان، واژن، مقعد و داخل سوراخ بینی و گوش.




چه کنمی نباید از Lumea استفاده کند؟ موارد منع استفاده

شرایط کلی

- هرگز از این دستگاه بر روی پوست نوع 6 استفاده نکنید (خیلی کم ای هرگز خودتان را آفتاب سوخته ای برنزه شدید نمی کنید). در این صورت خیلی احتمال دارد پوستان و اکنیش نشان دهد، مانند زیادی ای کم شدن رنگ دانه های پوست، قرمزی شدیدی ای سوختگی.

توجه: برای بررسی اینکه با توجه به رنگ پوستان امکان استفاده از دستگاه وجود دارد یا نه، به جدول رنگ پوست شماره 2 در صفحه تاخورده مراجعه کنید.



- اگر باردار هستید یا به نوزاد شیر می دهید هرگز از این دستگاه استفاده نکنید زیرا دستگاه بر روی زنان باردار و زنانی که به نوزادان شیر می دهند آزمایش نشده است.
- اگر هر نوع ایمپلنت فعالی در بدن دارید مانند دستگاه ضربان ساز، نورواستیمی لاتور، پمپ انسولین و سایر موارد هرگز از این دستگاه استفاده نکنید.

درمان دارویی/سابقه

در صورت مصرف هر یک از داروهای فهرست بندی شده در زیر، هرگز از دستگاه استفاده نکنید:

- اگر قبل ای اخیراً در چند هفته گذشته برای درمان پوستان از اسیدهای آلفا هیدروکسی (AHA)، اسیدهای بتا هیدروکسی (BHA)، آزالیک اسید ایزوترنیوئیناند موضعی استفاده کردید.
- اگر در شش ماه گذشته هرگونه ای زوتترنیوئین آکوتان یا راکوتان مصرف کردید. این درمان می تواند پوست را نسبت به هرگونه پارگی، زخم یا حساسیت، حساسیت تر کند.
- اگر از داروهای فتوسنیتی و استفاده می کنید، بسته بندی دارو را بررسی کنید و اگر عنوان شده است که ممکن است حساسیت های فتوآلرژیک و اکنیش های فوتوزکسیک ایجاد کند یا اگر لازم است در طول مصرف دارو از معرض نور خورشید دور باشید، هرگز از این دستگاه استفاده نکنید.
- اگر داروهای ضد انعقاد خون مصرف می کنید، از جمله حجم زیادی آسپرین به صورتی که ممکن است حداقل 1 هفته قبل از هر بار استفاده نتوانید مصرف آن را متوقف کنید.

در شرایط زیر هرگز از دستگاه استفاده نکنید:

- اگر در 3 ماه گذشته تحت پرتو درمانی یا شیمی درمانی بوده اید.
- اگر از مسکن های استفاده می کنید که حساسیت پوست را نسبت به گرمای کم می کنند.
- اگر داروهای فرونشن ایمنی مصرف می کنید.
- اگر در بخش های تحت تماس در 3 هفته گذشته جراحی داشته اید.

77	عوارض جانبی نادر
76	مراقبت بعد از استفاده
76	شارژ دستگاه
76	باتری کاملاً شارژ شده است
75	شارژ باتری کم است
75	تمیز کردن و ذگهداری از دستگاه
75	بازی‌افت
75	جاداک‌ردن باتری قابل شارژ
74	ضمانت نامه و پیشتبانی
74	مشخصات فنی
73	عیوبی‌ابی

خوش آمدید

به زیبایی خوش آمدید! فقط چند هفته تا رسیدن به پوستی به لطفت ابریشم فاصله دارد.

Lumea از فن آوری نور شدید پالسی (IPL) استفاده می‌کند که پک از مؤثرترین روشن‌ها در جلوگیری دائم از رشد مجدد موها است. ما در نتیجه همکاری نزدیک با متخصصین پوست مورد تأیید، از این فن آوری نوری استفاده کردیم که از آن در سالن‌های زیبایی حرفة ای استفاده می‌شود تا بتوانید راحت، مؤثر و ایمن در خانه از آن استفاده کنید. Philips Lumea با پوست شما مهربان است و با شدت نوری که برایتان راحت است، راحتی و درمان مؤثر را تجربه می‌کنید. موهای زائد را بیگر نخواهید دید. از این‌گهه هیچ موی زائدی ندارید لذت ببرید و هر روز احساس و ظاهری فوق العاده داشته باشید.

برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً به www.philips.com/lumea بروید و ویدیوهای آموزشی توصیه متخصصین و سوال‌های متدائل و همچنین نحوه استفاده از Lumea را بهترین شکل را ببینید.

نمای کلی دستگاه (تصویر ۱)

پنجره خروج نور همراه با فیلتر UV داخلی
1 اتصال ها
2

a اتصال صورت

b اتصال بدن

c اتصال خط مای و (SC2009)

منعکس کننده داخل اتصال	3
حلقه ایمنی	4
دکمه فلاش	5
چراغ‌های شدت نور (-۱-۵)	6
دکمه افزایش شدت نور	7
دکمه کاهش شدت نور	8
چراغ شارژ و شناگر ضعیف بودن باتری	9
دکمه روشن/خاموش	10
سوکت دستگاه	11
چراغ „آمده برای فلاش زدن“	12
تقویه های هوا	13
آداپتور	14
فیش گوچک	15
کف مخصوص (نمایش داده نمی‌شود)	16

فهرست مطالب

خوش آمدید	90
نمای کلی دستگاه (تصویر ۱)	90
چه کسی نباید از استفاده کند؟ موارد منع استفاده	89
شرایط کلی	89
درمان دارویی/سابقه	89
آسیب شناسی / اختلالات	88
شرایط پوست	88
محل مورد نظر	88
هم	87
خطر	87
هشدار	87
برای جلوگیری از بروز آسیب	86
احتیاط	85
میدان های الکترومغناطیسی (EMF)	84
نحوه عملکرد IPL	84
رزگ موهای مناسب پدن	84
آنچه انتظار داری	83
پاداصله بعد از اواین استفاده	83
بعد از ۳-۲ بار استفاده	83
بعد از ۴-۵ بار استفاده	83
توصیه هایی در مورد برزنده کردن	83
برزنده کردن با نور طبیعی آفتاب یا صورت مصنوعی	83
برزنده کردن با استفاده از کرم	83
قبل از اینکه از Lumea استفاده کنید	82
رسیدگی به پوست قبل از استفاده از دستگاه	82
تست پوست	82
استفاده از Philips Lumea	81
اتصال ها	81
وصل کردن و جدا نمودن	81
اتصال پدن	81
سر جداثونده مخصوص صورت	81
اتصال کشاله ران (SC2009)	81
انتخاب شبکه نور مناسب	81
استفاده از دستگاه	80
دو حالت استفاده وجود دارد: "مهر و فلاش" و "حرکت و فلاش"	79
جدول استفاده توصیه شده	79
مرحله اولیه	79
مرحله بهبود	78
اتصال و زمان درمان توصیه شده برای هر قسمت	78
بعد از استفاده	77
واکنش های معمولی پوست	77



© 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
4222.100.4078.2