







Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/ lumea registrieren.


Lichtbasierte Haarentfernung ist eine der effektivsten Methoden, um unerwünschtes Körperhaar langanhaltend zu entfernen. Sie unterscheidet sich von aktuellen Methoden der Haarentfernung zu Hause, da sie das Haarwachstum deutlich reduziert, Philips Lumea Essential ermöglicht die Behandlung von unerwünschten Haaren an Körperstellen unterhalb des Halses.

Philips nimmt Ihre Sicherheit ernst. Lesen Sie das Benutzerhandbuch. einschließlich aller Sicherheitsinformationen und Warnungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, um die richtige, sichere und angemessene Verwendung sicherzustellen. Diese Kurzanleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch, sondern erleichtert Ihnen die Verwendung dieses Produkts soweit wie möglich.

Beachten Sie, dass dieses Gerät nicht für jeden geeignet ist. Beziehen Sie sich auf die Tabelle auf der Rückseite dieser Kurzanleitung, um zu bestimmen, welche Lichtintensität für Ihre Haut- und Haarfarbe geeignet ist, und um zu überprüfen, ob dieses Gerät für Sie geeignet ist.

Wenn Sie Hilfe oder Informationen benötigen, besuchen Sie bitte www.philips.com/support.

ALL GEMEINE BESCHREIBLING



- Lichtstärkeanzeigen (1 bis 5)
- Fin-/Ausschalter
- Bereitschaftsanzeige
- Belüftungsschlitze
- Buchse für Gerätestecker
- Blitztaste
- Öffnung für elektrische Kontakte
- 8 Lichtaustrittsfenster mit integriertem UV-Filter

- 9 Körper-Aufsatz (für die Körperpartien unterhalb des Halses geeignet)
- 10 Metallrahmen im Aufsatz
- 11 Integriertes Sicherheitssystem
- 12 Flektrische Kontakte
- 13 Adapter
- 14 Gerätestecker

Außerdem im Lieferumfang enthalten: Reinigungstuch und Tasche





DAS GERÄT BENUTZEN

Bevor Sie Philips Lumea Essential verwenden, führen Sie einen Hauttest durch (siehe Benutzerhandbuch). Warten Sie nach dem Hauttest 24 Stunden, und überprüfen Sie Ihre Haut auf Reaktionen. Wenn Sie Hautreaktionen bemerken, wählen Sie für die anschließende Verwendung die höchste Einstellung, die keine Hautreaktionen verursacht hat.



Wenn Sie Lumea regelmäßig verwenden, sollten Sie Sonnenhaden vermeiden Warten Sie nach dem Sonnenbaden mindestens 2 Wochen, bevor Sie Lumea Essential verwenden.



Sie sollten Ihre Haut durch Rasieren des gewünschten Behandlungsbereichs vorbereiten. bevor Sie Lumea verwenden. Sobald die Haare nicht mehr nachwachsen - normalerweise nach 4 bis 5 Behandlungen – müssen Sie sich nicht mehr rasieren, bevor Sie das Gerät verwenden.



Überprüfen Sie, ob der Aufsatz und das Lichtaustrittsfenster sauber sind. Wenn sich Schmutz. Haare oder Fasern auf dem Fenster befinden. reinigen Sie es vor der Verwendung mit dem mitgelieferten Tuch.



Vergewissern Sie sich, dass Sie den Körperaufsatz wieder ordnungsgemäß anbringen.



Lichtintensität aus, die Ihrem Hautton entspricht, Um die richtige Einstellung auszuwählen, beziehen Sie sich



auf die Tabelle auf der Rückseite dieser Kurzanleitung. Um die Lichtintensität einzustellen drücken Sie den Fin-/Ausschalter einmal oder mehrmals, bis Sie die

gewünschte Einstellung erreicht haben.

Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie dann die



Positionieren Sie Lumea im 90-Grad-Winkel auf Ihrer Haut, und stellen Sie vollständigen Hautkontakt her. Wenn Sie vollständigen Hautkontakt haben, leuchtet die Bereitschaftsanzeige grün.

Drücken Sie die Blitztaste, um einen Lichtimpuls



auszulösen. Heben Sie das Gerät von der Haut ab. und setzen Sie es auf den nächsten. Behandlungsbereich, Die Bereiche sollten sich dabei überlappen. Drücken Sie dann erneut die Blitztaste.



Mit Lumea Essential Plus können Sie den gewünschten Modus wählen. Der "Gleiten-Auslösen-Modus" ist der Hauptanwendungsmodus. Dabei halten Sie die Blitztaste gedrückt, und es werden stetig Lichtimpulse ausgelöst, während Sie über die Haut gleiten. Nach jedem Lichtimpuls dauert es bis zu 3.5 Sekunden, bis das Gerät für den nächsten Lichtimpuls bereit ist. Während dieser Ladezeit blinkt die Bereitschaftsanzeige, wenn das Gerät vollständigen Hautkontakt hat.





H	autfarbe						
Farbe der Körperhaare		Weiß	Beige	Hellbraun	Mittelbraun	Dunkelbraun	Schwarzbraun und dunkler
Weiß/Grau		×	×	×	×	×	×
Rot		×	×	×	×	×	×
Hellblond		×	×	×	×	×	×
Dunkelblond/ Hellbraun		4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Braun		4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Dunkelbraun		4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Schwarz		4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×

Tabelle mit Empfehlungen für die Lichtintensität

Beziehen Sie sich auf die Tabelle, um zu bestimmen, welche Lichtintensität am besten für Ihre Haut- und Haarfarbe geeignet ist, und überprüfen Sie, ob diese Methode für Sie geeignet ist. Bei höherer Lichtintensität ist die Methode effektiver; Sie sollten jedoch die Lichtintensität reduzieren, wenn Sie Schmerz oder Unbehagen verspüren. Der Lichtimpuls kann sich warm oder heiß auf der Haut anfühlen, aber er sollte nie schmerzhaft sein.

Lesen Sie das Kapitel "Wichtige Hinweise" im Benutzerhandbuch. Manche Medikamente und Krankheiten können bei Verwendung des Geräts zu Nebenwirkungen führen.

4222.100.0501.2

