


SC2003/00, SC2003/11



PHILIPS





ENGLISH 6

EESTI 33

LIETUVIŠKAI 59

LATVIEŠU 85

POLSKI 112

Table of contents

Introduction	7
Benefits	7
Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use	7
Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness	7
Gentle treatment, even on sensitive body areas	8
Cordless operation for maximum freedom and flexibility	8
Long-lasting battery for complete body and face treatment	8
No replacement parts needed, no hidden costs	8
How Philips' Intense Pulsed Light technology works	8
Hair growth	8
Working principle	8
General description	9
Important	9
Danger	10
Warning	10
To prevent damage	10
Caution	11
Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea Precision Plus	11
For whom is Philips Lumea Precision Plus NOT suitable?	11
Contraindications	11
Never use the appliance if you are pregnant or breast feeding	11
Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour, i.e.	11
Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.	11
Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.	12
Never use the appliance on the following areas	12
Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 48 hours) or fake-tanned skin	12
Electromagnetic fields (EMF)	13
Charging	13
Preparing for use	13
Preparing treatment areas	13
Setting the light intensity	14
Recommended light intensities (1-5)	15
Important	15
Tanning advice	15
Using the appliance	16
Choosing the right attachment	16
First use and skin test	17
Subsequent use	18
Guidelines for treatment	20
Average treatment time	20
Intended treatment areas	20
Using the appliance on the legs	20
Using the appliance in the bikini area	21
Using the appliance on the underarms	21
Using the appliance on the face (upper lip, chin, sideburns)	21
How to achieve optimal results	22

Maintenance phase	22
Possible side effects and skin reactions	22
After use	23
Cleaning and maintenance	23
Storage	24
Ordering accessories	25
Replacement parts	25
Environment	25
Removing the rechargeable batteries	25
Guarantee and service	27
Technical specifications	27
Troubleshooting	27

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/lumea.

Light-based hair removal is one of the most effective methods to treat unwanted body hair with longer-lasting results. It is different from current home hair removal methods because it significantly reduces hair regrowth. Philips has been investigating this method together with leading dermatologists for over 10 years. You can now use this innovative technology comfortably in the privacy of your own home, whenever and wherever you want.

This appliance has been specifically designed and optimised for use by women, but can be used by men as well.

Philips Lumea Precision Plus enables treatment of unwanted hair on the whole body, including the face (upper lip, chin and sideburns), using two tailored attachments.

Philips Lumea Precision Plus is designed for use by one person only. For more information about Philips Lumea Precision Plus, see www.philips.com/lumea. Check our homepage regularly for updates.

Benefits

This appliance provides the following benefits:

Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use

Philips Lumea Precision Plus uses a light-based technology called 'Intense Pulsed Light' (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal and has been in use for the last fifteen years. Philips Lumea Precision Plus now brings you this innovative technology for safe and effective use in the comfort of your home.

Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness

This method provides you with long-lasting hair regrowth prevention and silky-smooth skin. Our studies have shown a significant hair reduction already after two treatments. Optimal results were generally achieved after four to five treatments. A reduction in hair density is visible from treatment to treatment. How fast the effect becomes visible and how long the results last varies from person to person. For more information, see section 'How to achieve optimal results' in chapter 'Using the appliance'.

Gentle treatment, even on sensitive body areas

Philips Lumea Precision Plus has been developed in close cooperation with leading dermatologists and has been tested by over 2000 women for an effective and gentle treatment, even on the most sensitive body areas and the face.

Cordless operation for maximum freedom and flexibility

Because the appliance runs on rechargeable batteries, it is portable and can be used anywhere.

Long-lasting battery for complete body and face treatment

A fully charged battery provides a complete body and face treatment (upper lip, underarms, bikini line and lower legs) in one go, without recharging breaks.*

*Based on the average treatment times for each area and the recommended intensities for one user.

No replacement parts needed, no hidden costs

Philips Lumea Precision Plus is equipped with a high-performance lamp which does not require replacement. This lamp can generate over 100,000 flashes and should enable you to continuously maintain results for more than 5 years* while saving money on expensive replacement lamps.

*Based on the average treatment times for each area and the recommended intensities for one user.

How Philips' Intense Pulsed Light technology works

Hair growth

Hair growth rates differ from person to person, depending on age, metabolism and other factors. However, everyone's hair normally grows in 3 phases.

1 Growing phase (anagen phase)

The hair grows actively from the root. In this phase the concentration of melanin is highest. Melanin is responsible for the pigmentation of the hair. Melanin concentration is also the determining factor for the efficacy of this method. Only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light.

2 Degradation phase (catagen phase)



Hair growth stops and the root shrinks before the hair sheds.


3 Resting phase (telogen phase)

The old hair separates from its hair follicle and sheds. The follicle remains at rest until the biological clock tells it to become active again and grow a new hair.


Working principle

- The appliance works by heating up the hair and root beneath the skin. The melanin in the hair and hair root absorbs the released light pulses. The darker the colour of the hair; the more light can be absorbed. This process stimulates the hair to go into the resting phase.





- In between treatments, hair sheds naturally and regrowth is inhibited. Hairs can take one or two weeks to shed.



- Optimal hair removal cannot be obtained with a single session, since only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light. During a treatment, hairs on the treated area are usually in different stages of the hair growth cycle. To effectively treat all hairs you have to repeat the treatment every two weeks for a few times.
An integrated optical filter ensures that no UV light reaches the skin and guarantees that the appliance is safe for the skin.

General description (Fig. 5)

- 1 Light exit window with integrated UV filter
 - 2 Attachments
Precision attachment (suitable for all body areas, including upper lip, chin and sideburns)
Body attachment (suitable for all body areas below the neck)
 - 3 Metallic frame inside the attachment
 - 4 Safety system (safety ring with contact switches)
 - 5 Flash button
 - 6 Intensity lights (1- 5)
 - 7 ▲ Intensity increase button
 - 8 ▼ Intensity decrease button
 - 9 Charging light and battery low indication
 - 10 On/off button
 - 11 Appliance socket
 - 12 'Ready to flash' light
 - 13 Air vents
 - 14 Adapter
 - 15 Small plug
- Also included: case (SC2003/00) or pouch (SC2003/11) and cleaning cloth.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger



- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).
- Keep the appliance and the adapter dry.
- If the appliance is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Never insert any objects into the appliance.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the appliance with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults from 19 years and older can use the appliance freely.
- Only charge the appliance with the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the UV filter of the light exit window is broken.
- Do not use the precision attachment if its reddish glass is broken.

To prevent damage

- Make sure nothing obstructs the air flow through the ventilation slots.
- Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Store the appliance in the case or pouch so that it does not become dusty.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on. Always switch off the appliance after use.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for several hours.
- Do not flash against any other surface than the skin. This can cause severe damage to the attachments and/or the light exit window. Only flash when the appliance is in contact with skin.

Caution

- Never use the appliance around the eyes and near the eyebrows to avoid the risk of eye damage.
- Use this appliance only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- This appliance is only intended for removing unwanted body hair from areas below the cheek bones with the two attachments supplied. Do not use it for any other purpose.

Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea Precision Plus:

- Do not expose the appliance to temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- The appliance is equipped with a built-in overheat protection. If the appliance overheats, it does not flash. Do not switch off the appliance, but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue with your treatment.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Never use the appliance in any of the cases mentioned in the section 'Contraindications'.

For whom is Philips Lumea Precision Plus NOT suitable?

Philips Lumea Precision Plus is not designed for everyone. If any of the following is true for you, then this appliance is **not** suitable for you to use!

Contraindications

Never use the appliance if you are pregnant or breast feeding.

Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour, i.e.:

- If your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white, grey or red.
- If you are of skin type VI (you rarely or never get sunburnt and you tan very darkly; your skin colour is brownish black or darker). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as discolourations, strong redness or burns, when you use Philips Lumea Precision Plus. See also chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:

- If you have a skin disease such as active skin cancer; you have a history of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated.
- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- If you have a history of collagen disorder; including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have a history of vascular disorder; such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.

- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- If you have had surgery in the areas to be treated.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane® or Roaccutane® in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are on painkillers, which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the appliance if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.
- If you take immunosuppressive medications.

Never use the appliance on the following areas:

- Around the eyes and near the eyebrows.
- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- Men must not use it on the scrotum and face.
- Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin colour, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases (e.g. skin cancer).
- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and a change in skin colour (hypopigmentation or hyperpigmentation).
- On areas, where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 48 hours) or fake-tanned skin:



- All types of tanning can influence the safety of the treatment. This applies to exposure to natural sunlight as well as artificial tanning methods, such as tanning lotions, tanning appliances etc. If you are tanned or are planning to tan, see chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice'.

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the appliance we advise you to consult a doctor.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Charging



Fully charge the batteries before you use the appliance for the first time and when the batteries are empty. Fully charging the batteries takes up to 1 hour and 40 minutes.

Charge the appliance when the charging light lights up orange during use to indicate that the battery is low and will run out soon.

Fully charged batteries provide at least 370 flashes at light intensity 5.

Fully charge the appliance every 3 to 4 months, even if you do not use the appliance for a longer time.

Charge the appliance in the following way:

- 1 Switch off the appliance.
- 2 Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.
 - ▶ The charging light flashes green to indicate that the appliance is charging.
 - ▶ When the batteries are fully charged, the charging light lights up green continuously.

Notes:

- The adapter and the appliance feel warm during charging. This is normal.
- You cannot use the appliance during charging.
- This appliance is equipped with battery-overheat protection and does not charge if the room temperature exceeds 40°C.

Never cover the appliance and adapter during charging.

- 3 After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.


Preparing for use

For optimal results and greatest effect, prepare the areas on which you intend to use the appliance in the manner described below.

Preparing treatment areas

- 1 Shave the areas you intend to treat as long as you still experience hair regrowth.

Note: If your last depilation method involved removing hairs by the roots (e.g. epilating, waxing etc.), wait until you notice significant hair regrowth before you use Philips Lumea Precision Plus. Do not use depilatory creams instead of shaving.



Please note that treatment on unshaved or improperly shaved areas has a number of undesired effects:

- The light exit window and attachment may become contaminated with stray hairs and dirt. A contaminated light exit window and attachment can reduce the life and efficacy of the appliance. In addition, burns or black spots that appear on the light exit window and attachments due to contamination can cause the treatment to become painful or cause skin reactions like redness and discolouration.
- Hairs on your skin can burn, which can result in an unpleasant smell.

- 2** Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances (e.g. present in cosmetic products like deodorants, lotions, perfumes, tanning creams and sunscreens).
- 3** Check the appliance, especially the light exit window and attachment, for trapped hair, dust and fibres. If you see any contamination, clean the appliance according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.

Notes:

- If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive and the light treatment may sometimes feel uncomfortable.
- Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4-5 treatments, you no longer have to shave before you use the appliance.

Setting the light intensity

Philips Lumea Precision Plus is an appliance developed for consumer use at home and therefore not comparable with professional light-based appliances with respect to pain sensation. The pulses of light delivered by Philips Lumea Precision Plus are gentler than those from professional appliances and therefore you can expect a **convenient** and **effective** treatment.

You have to adjust the light intensity to your skin and body hair colour and to a level you find comfortable.

The recommended light intensities table below helps you to establish the right light intensity

- 1** Consult the table below to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour and to check if this method is suitable for you (if it is not, this is indicated with x in the table).
- 2** Each body area and possibly even parts of a body area may require a separate appropriate light intensity according to the recommended light intensities table below. The method is more effective at higher intensities, but you should reduce the light intensity if you experience any pain or discomfort.

Note: The required light intensity for different body areas may vary due to different skin colours. For example, the skin of the lower legs can be darker than the skin of the underarms due to more sun exposure.

Persons with darker skin run a higher risk of skin irritation because their skin absorbs more light. Therefore lower intensities are recommended for persons with darker skin.

The light pulse can feel warm or hot on the skin but should never be painful. To prevent skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Recommended light intensities (1-5)

In the table below, 'x' means that the appliance is not suitable for you.

Skin colour and characteristics:	White (always sunburn, no tanning)	Beige (easy sunburn, minimal tanning)	Light brown (sometimes sunburn, good tanning)	Mid brown (rarely sunburn, fast and good tanning)	Dark brown (rarely sunburn, very good tanning)	Brownish black and darker (rarely to never sunburn, very dark tanning)
Body hair colour:						
dark blond/light brown/brown/dark brown/black	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
white/grey/red/light blond	x	x	x	x	x	x

Important

To check whether Philips Lumea Precision Plus is suitable for you, see section 'For whom is Philips Lumea Precision Plus not suitable?'. If your skin has been exposed to natural sunlight or an artificial tanning method, it may be darker than during the previous treatment. Check the table above to determine which settings are suitable for your skin colour.

Tanning advice

Sun exposure before treatment

- If your skin is tanned, perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity. A failure to do so causes a risk of developing skin reactions after treatment with Philips Lumea Precision Plus.
- Wait at least 48 hours after sunbathing before you use the appliance. Sunbathing can cause skin to darken (tan) and/or can cause sunburn (reddening of the skin).
- After these 48 hours, check the skin for any remaining sunburn. Do not use Philips Lumea Precision Plus as long as sunburn persists.
- When the sunburn has disappeared, perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity.

Sun exposure after treatment

- Wait at least 24 hours after treatment before you expose treated areas to the sun. Even after 24 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore before you expose it to the sun.
- Cover treated areas when you go out into the sun or use a sunblock (SPF 30+) in the two weeks after treatment.

- Exposing treated areas to sunlight without protection immediately after treatment can increase the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Tanning with artificial light

- Follow the instructions in 'Sun exposure before treatment' and 'Sun exposure after treatment' above.

Tanning with creams

- If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has fully disappeared before you use Philips Lumea Precision Plus.


Note: For more details on unwanted skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Using the appliance

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour. Use the appliance in a **well-lit** room; this reduces the perceived brightness of the flash. Shave the area you intend to treat before you use the appliance (see chapter 'Preparing for use', section 'Preparing treatment areas').

If the treatment becomes intolerably painful at any point in time, reduce the light intensity setting until the treatment is comfortable again. If you notice skin reactions stronger than slight redness, stop the treatment immediately and read section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter.


Choosing the right attachment



- Body attachment

The body attachment can be used to treat unwanted body hair on all body areas below the neck (for exceptions, see chapter 'Important', section 'Contraindications'). The body attachment can cover an area of 4cm² and has been specially designed for faster treatment of larger areas like legs.

Do not use the body attachment on the face.



- Precision attachment

The precision attachment includes an additional integrated light filter and can be used for extra-safe treatment of unwanted facial hair on the upper lip, chin and sideburns. It may also be used on other sensitive areas of the body, such as the underarms and bikini area or hard-to-reach areas.


Never use around the eyes and near the eyebrows.

First use and skin test


- 1 Choose the attachment appropriate for the area you intend to treat.
- 2 Choose an area close to the area you intend to treat.



Note: Before you use the appliance on the upper lip, chin or sideburns, choose a mole- and hair-free area below your ear to perform the skin test.




- 3 Press the on/off button to switch on the appliance.
 - ▶ The appliance always starts automatically at the lowest setting.



- 4 Apply one flash at the lowest recommended intensity for your skin type (for instructions on how to release a flash, see steps 6 to 9 of section 'Subsequent use' in this chapter).
- 5 As long as it feels comfortable (not painful), increase the setting by one level within the recommended range for your skin type and apply one flash for each setting. Do not apply more than one flash on the same spot.
- 6 After the skin test, wait for 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

When you use the appliance for the first time, we advise you to perform a skin test on the area to be treated to check your skin's reaction to the treatment and to get accustomed to light-based treatment.

Subsequent use




- 1 Before every treatment, clean the attachments, the light exit window and the metallic frame inside the attachments of Philips Lumea Precision Plus. For more information see chapter 'Cleaning and maintenance'.

- 2 Choose the attachment appropriate for the area you intend to treat.


- 3 Press the on/off button to switch on the appliance.

Note: It is normal that the appliance and the attachment become warm during use.




- 4 Start each treatment by selecting the light intensity very carefully, based on your skin's sensitivity and on how comfortable treatment feels.

Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons and especially after tanning. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter for more information.




- 5 Press the ▲ button to increase the intensity. To lower the intensity, press the ▼ button.

- ▶ Every time you press the button, the corresponding intensity light starts to flash. This takes a few seconds.




- 6 Place the appliance at a 90° angle on the skin so that the attachment and the safety ring are in contact with the skin.




- 7 Press the safety ring fully onto the skin with slight pressure.

Note: The safety ring has contact switches that together are the safety system of the appliance. This safety ring prevents unintentional flashing without skin contact.




- ▶ The 'ready to flash' light on the back of the appliance lights up green when all contact switches of the safety ring are in contact with the skin and the device is charged. This may take a few seconds.

Tip: For easier use, stretch the area of skin you want to treat. On areas with softer skin, you may need to exert more pressure on the appliance to push in all contact switches.



- 8 Press the flash button to release a flash. Now you have 2 options to release the next flash:



- A Keep the flash button pressed. The appliance releases one flash after another as long as the safety ring is in full contact with the skin. Immediately after the appliance has flashed, slide the appliance to the next area. Make sure the safety ring is fully pressed onto the skin.

This 'Slide & Flash mode' is especially convenient for treatment of larger areas like the legs.


- B Let go of the flash button after each flash. For the next flash, place the appliance on the area right next to the previously flashed area. Make sure the safety ring is fully pressed onto the skin.

This 'Step & Flash mode' guarantees a precise treatment of e.g. the upper lip, knees or ankles.

Note: After a few seconds, the appliance is ready to flash again, so make sure that you move it to the next area immediately after it has flashed.

Do not treat exactly the same area multiple times during one session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.

Note: The visible light produced by the appliance is the reflection of the flash on the skin and is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use.



- 9 To avoid untreated areas, always make sure there is a slight overlap with the previously treated area when you place the appliance on the skin. The effective light only comes out of the light exit window. Make sure the flashes are produced close to each other.

- 10 Switch off the appliance after you have finished the treatment.

- 11 Check the light exit window and the attachment for hairs and dirt and clean the appliance after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Guidelines for treatment

Average treatment time

Area	Approx. treatment time	Recommended attachment
Underarms	1 minute per underarm	Body/Precision attachment
Bikini line	1 minute per side	Body/Precision attachment
Entire bikini area	4 minutes	Body/Precision attachment
One lower leg	8 minutes	Body attachment
One full leg	14 minutes	Body attachment
Upper lip/ chin/ sideburns	1 minute	Precision attachment

Note: The average treatment times above have been observed during research and tests. Individual treatment times may vary from person to person.

Note: Fully charged batteries offer at least 370 flashes at intensity 5. How long you can use the appliance depends on the size of the area to be treated and the intensity setting used.

Intended treatment areas

The appliance is intended to treat unwanted hairs from the upper lip, chin, sideburns, underarms, arms, stomach, bikini area and legs.

Using the appliance on the legs

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your legs.


- You can move the appliance up and down or across the leg, whichever is more convenient to you.

Note: Bony areas like shinbone and ankles are more sensitive than other areas of the body. When you press the attachment hard onto these areas, the skin can be more susceptible to skin reactions, such as skin irritation and redness. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter. Press the attachment onto the skin just hard enough to make the 'ready to flash' light go on, but not harder.

Tip: The appliance may leave imprints on the skin in the treated areas. These imprints may show you where you can make the treated areas overlap.

A fully charged battery provides a complete body and face treatment (upper lip, underarms, bikini line and lower legs) in one go.* If you use the appliance to treat both your lower and upper legs, you may have to recharge the appliance during the treatment. This is normal. How long you can use the appliance depends on the size of the treatment area and the intensity setting used.

*Based on the average treatment times for each area and the recommended intensities for one user.



Tip: Many users combine leg treatments with other activities around the house such as watching TV or listening to music. You can also try this to make the experience more enjoyable and relaxing.

Using the appliance in the bikini area

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your bikini area.

In principle, Philips Lumea Precision Plus is safe and gentle enough for treatment of the entire bikini area (e.g. for 'Brazilian' or 'Hollywood' style). Use a lower setting on darker pigmented, more sensitive skin in the bikini area. Do not use the appliance on inner labia, vagina and anus. Men who wish to treat their pubic area must not use the appliance on the scrotum.

Note: For hygienic reasons, always clean the attachment used before you start treating another body area.

Using the appliance on the underarms

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your underarms.

Make sure you remove any deodorant, perfume, cream or other skin care product from your underarms before treatment.

Tip: To achieve optimal results on your underarms, stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light. Raise your arm and place your hand in your neck to stretch the skin in the underarm area. In this way the safety ring can be pressed more easily onto the skin, which makes the treatment easier to perform.

Note: The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is unpleasant, close your eyes when you release a flash.

Using the appliance on the face (upper lip, chin, sideburns)

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your face (upper lip, chin, sideburns).

Always use only the **precision attachment** to treat the upper lip, chin and sideburns. Never use the appliance around the eyes or near the eyebrows. When you treat your upper lip, chin or sideburns, make sure you do not expose your face to direct sunlight in the 24 hours following the treatment. Apply a sunblock (SPF 30+) after the treatment for the next two weeks when you expose your face to direct sunlight.





Tip: To achieve optimal results on your upper lip, chin and sideburns stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light.

Tip: Because of the contours of the jaws, it may be difficult to bring the safety ring into full contact with the skin and to release a flash. Put your tongue between your teeth and upper lip or puff up your cheeks to make this easier.

Tip: The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is unpleasant, close your eyes when you release a flash.

How to achieve optimal results

- It is normal that hairs are still visible after the first few treatments (see chapter 'Introduction', section 'Working principle' for more information).
- To remove all hairs successfully and prevent the hair follicle from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. Your skin should be smooth by then. Please read section 'Maintenance phase' to find out how you can keep these results.

Maintenance phase

- To ensure that your skin stays smooth, we advise you to repeat the treatment every 4 to 8 weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.

Possible side effects and skin reactions

Common skin reactions:

- Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.
- A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor.
- Dry skin and itching may occur because of the combination of shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a few days. You can cool the area with an ice pack or a wet facecloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturiser on the treated area 24 hours after the treatment.

Rare side effects:

- Burns, excessive redness and swelling: these reactions occur very rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discolouration: this occurs very rarely. Skin discolouration manifests itself as either a darker patch (hyperpigmentation) or a lighter patch (hypopigmentation) than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If the discolouration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discoloured areas until the discolouration has disappeared and your skin has regained its normal skin colour.
- Skin infection and inflammation: This occurs very rarely and may be caused by using the appliance on wounds or cuts that resulted from shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the appliance on unshaved skin, if you use the appliance at a light intensity that is too high for your skin colour; if you flash the same area more than once and if you use the appliance on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. See chapter 'Important', section 'Contraindications' for more information.

After use

- Do not apply any perfumed cosmetics to the areas treated immediately after treatment.
- Do not use deodorant immediately after treating the underarms. Wait until any skin redness has disappeared completely.
- See chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice' for information about sun exposure and artificial tanning.

Cleaning and maintenance

To ensure optimal results and a long life for the appliance, clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment. The appliance loses its effectiveness if you do not clean it properly.

Never clean the appliance or any of its parts under the tap or in the dishwasher.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.




Never scratch the light exit window or the metallic frame inside the attachments.

Note: Make sure that the contact switches of the safety ring do not get congested with dirt.

Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the light exit window or the attachments. For replacement, see chapter 'Ordering accessories'.

- 1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.

Note: The light exit window becomes hot during use. Make sure it has cooled down before you clean it.





- 2 To remove the attachment, put your fingers in the recesses at the top and bottom and pull gently. The attachment should come off easily.

- 3 Moisten the soft cloth supplied with the appliance with a few drops of water and use it to clean the following parts:

- the light exit window
- the outside surface of the attachments
- the metallic frame inside the attachments
- the reddish filter glass inside the precision attachment

Note: If water does not clean effectively, use a few drops of high-percentage alcohol to clean the parts mentioned above.

Note: A contaminated light exit window and/or attachment can look like this picture. Make sure you clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment according to the instructions in this section.



Tip: If it is no longer possible to clean the edges of the attachments with the enclosed cleaning cloth, use a cotton bud instead. Make sure that no fluff or fibres stay behind on the attachments or on the light exit window.

- 4 If necessary, clean the outside of the appliance with the dry soft cleaning cloth supplied with the appliance.

Storage

- 1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.
- 2 Clean the appliance before you store it.
- 3 Put the appliance in the case or pouch supplied. Make sure the precision attachment is on the appliance.
- 4 Store the appliance in a dry place at a temperature between 0°C and 60°C.

Ordering accessories

To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at **www.shop.philips.com/service**. If the online shop is not available in your country, go to your Philips dealer or a Philips service centre. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its contact details in the worldwide guarantee leaflet.

Replacement parts

The following replacement parts are available:

- Body attachment
- Precision attachment
- Adapter
- Case
- Pouch

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.





- The built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Always remove the batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable batteries


Only remove the rechargeable batteries if they are completely empty.

- 1** Disconnect the appliance from the adapter.
- 2** Let the appliance operate until the batteries are completely empty. Switch on the appliance and release flashes until you can no longer switch on the appliance.
- 3** Insert an awl or another pointed tool into the bottom cap of the appliance and pry off the bottom cap.







4 Undo the two screws in the bottom of the handle with a screwdriver.




5 Remove the bottom part of the handle and cut the two wires that connect the bottom part to the appliance.



6 Pull the battery connectors off the battery terminals with long nose pliers.



7 Pull the rechargeable batteries out of the appliance with long nose pliers.



8 Cut the two wires one at a time to ensure that no mishaps due to possible residual charge occur.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Technical specifications

Model SC2003

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	7.5W
Protection against electric shock	Class II 
Protection rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: +15° to +35°C Relative humidity: 25% to 95%
Storage conditions	Temperature: 0° to +60°C Relative humidity: 5% to 95%
Spectrum of body attachment	>570nm
Spectrum of precision attachment	>600nm
Lithium-ion battery	2 x 3.7 Volt 1500 mAh

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work.	The rechargeable batteries are empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging').
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance suddenly switches off.	The rechargeable batteries are empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging').
The adapter becomes warm during charging.	This is normal.	No action required.
The charging light does not go on when I put the small plug in the appliance socket.	You have not put the adapter in the wall socket.	Insert the small plug into the appliance socket and put the adapter in the wall socket.
	The wall socket is not live.	Connect another appliance to the wall socket to check if the wall socket is live. If the socket is live but the appliance still does not charge, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The adapter is not inserted properly into the wall socket and/or the small plug is not inserted properly into the appliance socket.	Make sure the adapter is inserted properly into the wall socket and/or the small plug is inserted properly into the appliance socket.
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I have switched on the appliance but I cannot increase or decrease the light intensity.	The appliance has to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and then switch it on again. If you still cannot adjust the light intensity, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not go on when I place the appliance on the skin.	You have not put the attachment with safety ring properly on the skin.	Place the appliance at a 90° angle onto the skin in such a way that all contact switches touch the skin. Then check if the 'ready to flash' light is on and press the flash button.

Problem	Possible cause	Solution
		If this does not work, place the appliance on a part of your body where it is easy to establish full skin contact, for example on your lower arm. Then check if the 'ready to flash' light works. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The safety ring is dirty.	Clean the safety ring carefully. If you are unable to clean the safety ring properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the attachment.
The 'ready to flash' light does not go on when I place an attachment on my skin, but the cooling fan works.	The overheat protection has been activated.	When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the appliance and let it cool down for approx. 15 minutes before you continue to use it. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light is green but the appliance does not produce a flash when I press the flash button.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the 'ready to flash' light is green but the appliance still does not produce a flash when you press the flash button, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance becomes warm during use.	This is normal.	No action required.
The appliance does not show light intensity 1 when I switch it on.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch it off and on again. If the appliance still does not show light intensity 1, contact your Customer Care Centre, your Philips dealer or a Philips Service Centre.
The appliance produces a strange smell.	The attachment and/or the filter glass is dirty.	Clean the attachment carefully. If you are unable to clean the attachment properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the attachment.
	You have not shaved the area to be treated properly.	If there are hairs on the area to be treated, these hairs may get burnt when you use the appliance. As a result, you notice a strange smell. Shave the area to be treated properly before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.

Problem	Possible cause	Solution
	You stored the appliance in a dusty environment.	The strange smell disappears after a few flashes.
The skin feels more sensitive than usual during treatment.	The light intensity you use is too high.	Check if you have selected the right light intensity. If necessary, select a lower light intensity.
	You did not shave the areas to be treated.	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter of the light exit window is broken, do not use the appliance anymore. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I experience an unacceptable pain sensation when I use the appliance.	You did not shave the areas to be treated	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	You treated an area for which the appliance is not intended.	You must not use the appliance on your inner labia, vagina, anus, nipples, areolas, lips, inside the nostrils and ears, in the region of your eyes and eyebrows. Men must not use it on their face or scrotum.
	You have used a light intensity which is too high for you.	Reduce the light intensity to a level that is comfortable for you. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'.
	The light exit window or reddish filter glass of the attachment is broken.	If the light exit window or reddish filter glass of the precision attachment is broken, do not use the appliance with this attachment any more. Go to your dealer or a Philips service centre or contact the Consumer Care Centre to have the attachment replaced.
	The appliance is not suitable for your skin colour.	Do not use the appliance if you have a very dark skin. Do not use it either if your body hair is light blond, red, grey or white.

Problem	Possible cause	Solution
The treated areas become red after the treatment.	Slight redness is harmless and normal and disappears quickly.	No action required.
The skin reaction after the treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity which is too high for you.	Select a lower light intensity the next time. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'. If the skin reaction lasts longer than 3 days, contact your doctor.
The hair-removal results are not satisfactory.	You have used a light intensity which is too low for you.	Select a higher light intensity the next time.
	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', section 'Subsequent use', step 9.
	You do not use the appliance as often as recommended.	To remove all hairs successfully and to prevent the hair root from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. To ensure that your skin stays smooth, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.
	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have very dark skin.

Problem	Possible cause	Solution
Hair starts to grow again in some spots on the treated areas.	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', section 'Subsequent use', step 9.
	Hair starts to grow again as part of the natural cycle of hair growth.	This is normal. It is part of the natural cycle of hair growth that hair starts growing again. The hairs that come back, however, tend to be softer and thinner.

Sisukord

Sissejuhatus	34
Eelised	34
kodus kasutamiseks mõeldud intensiivsete valgusimpulsside (Intense Pulsed Light, IPL) tehnoloogia	34
Karvade taaskasvamise ärahoidmine igapäevase sileduse tagamiseks	35
Õrn töötlemine, isegi tundlikes kehapiirkondades	35
Juhtmeta kasutamine tagab maksimaalse paindlikkuse ja liikumisvabaduse	35
Kauakestev aku täielikuks keha ja näo töötlemiseks	35
Varuosi ei lähe vaja, puuduvad varjatud kulud	35
Kuidas toimib Philipsi intensiivsete valgusimpulsside tehnoloogia?	35
Karvade kasvamine	35
Tööpõhimõte	36
Üldine kirjeldus	36
Tähtis	37
Oht	37
Hoiatus	37
Kahjustuste ärahoidmiseks	37
Ettevaatust	38
Et mitte ohtu seada Philips Lumea Precision Plusi tööiga, pidage meeles järgmis	38
Kellele Philips Lumea Precision Plus EI sobi?	38
Vastunäidustused	38
Ärge kasutage seadet, kui olete rase või toidate last rinnaga	38
Ärge kasutage seadet, kui teil on ebasobiv naha- ja/või karvade värvus, s.t	38
Ärge kasutage seadet, kui teil esineb mõni allpool nimetatud haigustest, s.t	38
Ärge kasutage seadet, kui võtate mõnda allpool nimetatud ravimitest, s.t	39
Ärge kasutage seadet järgmistes piirkondades	39
Ärge kasutage seadet päikesepõletuse saanud, hiljuti päevitunud (viimase 48 tunni jooksul) või võltspäevitunud nahal	39
Elektromagnetväljad (EMF)	40
Laadimine	40
Kasutamiseks valmistumine	40
Töödeldavate piirkondade ettevalmistamine	41
Valgustugevuse seadistamine	41
Soovitavad valgustugevused (1-5)	42
Tähtis	42
Päevitusnõuanne	42
Seadme kasutamine	43
Õige otsaku valimine	43
Esmakordne kasutamine ja nahaproov	44
Järgnev kasutamine	45
Juhtnöörid töötlemiseks	47
Keskmine töötlemisaeg	47
Töödeldavad piirkonnad	47
Seadme kasutamine säärtel	47
Seadme kasutamine bikiinipiirkonnas	48
Seadme kasutamine kaenla all	48

Seadme kasutamine näol (ülahuulel, lõual, põskhabeme piirkonnas)	48
Kuidas saavutada optimaalseid tulemusi	49
Hooldusetapp	49
Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid	49
Pärast kasutamist	50
Puhastamine ja hooldus	50
Hoiundamine	50
Tarvikute tellimine	51
Varuosad	51
Keskkond	51
Aku eemaldamine	51
Garantii ja hooldus	54
Tehniline spetsifikatsioon	54
Veaotsing	54

Sissejuhatus

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi toodete kasutajate hulka! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/lumea.

Valguspõhine karvaeemaldus on üks tõhusamaid viise soovimatute karvade töötlemisel ning kauakestvamate tulemuste saamisel. See erineb praegustest kodustest karvaeemaldusmeetoditest selle poolest, et vähendab märgatavalt karvade taaskasvu. Philips on koos juhtivate dermatoloogidega uurinud seda meetodit üle 10 aasta. Nüüd võite seda uuenduslikku tehnoloogiat kasutada mugavalt ja privaatsetl koduseinte vahel kõikjal ja igal ajal.

Seade on spetsiaalselt välja töötatud ja optimeeritud kasutamiseks naistele, kuid seda võivad kasutada ka mehed.

Philips Lumea Precision Plus võimaldab töödelda soovimatuid karvu kogu kehal, kaasa arvatud näol (ülahuulel, lõual ja põskhabeme piirkonnas).

Philips Lumea Precision Plus on mõeldud kasutamiseks vaid ühele inimesele. Lisateabe saamiseks Philips Lumea Precision Plusi kohta vaadake veebilehte www.philips.com/lumea. Uuenduste nägemiseks kontrollige meie kodulehte regulaarselt.

Eelised

See seade pakub järgmisi eeliseid:

kodus kasutamiseks mõeldud intensiivsete valgusimpulsside (Intense Pulsed Light, IPL) tehnoloogia.

Philips Lumea Precision Plus kasutab valguspõhist tehnoloogiat ehk intensiivseid valgusimpulsse (IPL). IPLi kasutatakse karvade eemaldamiseks ka professionaalsel iluturul ning see on olnud kasutusel viimased viieteist aastat. Nüüd toob Philips Lumea Precision Plus selle uuendusliku tehnoloogia teile kätte, et saaksite seda ohutult ja tõhusalt kodus kasutada.

Karvade taaskasvamise ärahoidmine igapäevase sileduse tagamiseks

See meetod hoiab kauakestvalt ära karvade taaskasvamise ja tagab siidsileda naha. Meie uuringutest nähtub, et karvad vähenevad märgatavalt juba pärast kahte töötlust. Parimad tulemused saavutati tavaliselt pärast nelja–viit töötlust. Karvade tiheduse vähenemine on nähtav kord korralt. See, kui kiiresti on mõju näha ja kui kaua tulemused püsivad, on inimeseti erinev. Lisateabe saamiseks vaadake peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Kuidas saavutada optimaalseid tulemusi?”.

Õrn töötlemine, isegi tundlikes kehapiirkondades

Philips Lumea Precision Plus on välja töötatud tihedas koostöös juhtivate dermatoloogidega ning seda on katsetanud üle 2000 naise tõhusaks ja õrnaks töötlemiseks, isegi kõige tundlikumates kehapiirkondades ja näol.

Juhtmeta kasutamine tagab maksimaalse paindlikkuse ja liikumisvabaduse.

Kuna seade töötab akupatareidel, on ta hõlpsalt kaasaskantav ja seda saab kasutada igal pool.

Kauakestev aku täielikuks keha ja näo töötlemiseks

Täislaetud aku võimaldab keha ja näo täielikku töötlemist (ülahaal, kaenlaalused, bikiniipiirkond ja sääre alaosa) ühekorraga, ilma laadimispausideta.*

* Lähtudes keskmistest töötlemisaegadest iga piirkonna jaoks ja soovitatavatest tugevustest ühe kasutaja jaoks.

Varuosi ei lähe vaja, puuduvad varjatud kulud

Philips Lumea Precision Plus on varustatud suure jõudlusega lambiga. See lamp võib tekitada üle 100 000 välgutisähvatuset ja peaks võimaldama teil püsivalt säilitada tulemusi kauem kui viie aasta jooksul,* säästes samal ajal raha kallite asenduslampide pealt.

* Lähtudes keskmistest töötlemisaegadest iga piirkonna jaoks ja soovitatavatest tugevustest ühe kasutaja jaoks.

Kuidas toimib Philipsi intensiivsete valgusimpulsside tehnoloogia?

Karvade kasvamine

Karvakasvu kiirus on igal inimesel erinev ning sõltub vanusest, ainevahetusest ja muudest teguritest. Tavaliselt kasvavad kõigi karvad kolmes etapis.

1 Kasvufaas (anageeni faas)


Karvad kasvavad aktiivselt juurtest. Sel etapil on melaniini sisaldus suurim. Melaniin vastutab karvade pigmentatsiooni eest. Samuti määrab melaniini sisaldus selle meetodi tõhususe. Ainult kasvuetapil olevad karvad on valgusega töötlemisele vastuvõtlikud.




2 Taandarengu faas (katageeni faas)

Karvakasv peatub ja juur tõmbub enne karva väljalangemist kokku.

3 Puhkefaas (telogeeni faas)

Vanad karvad eralduvad karvanääpsust ja langevad välja. Karvanääps jääb puhkefaasi seni, kuni bioloogiline kell annab märku, millal jälle aktiivseks muutuda ja uus karv kasvatada.





Tööpõhimõte

- Seade toimib nahaaluste karvade ja juurte kuumutamise teel. Karvas ja karvajuures olev melaniin absorbeerib tekitatud valgusimpulsid. Mida tumedam on karva värvus, seda suuremat valgust absorbeeritakse. Selle toiminguga stimuleeritakse karva puhkefaasi minekut.
- Töötluste vahel langevad karvad loomulikult välja ja karvakasv pidurdub. Karvade väljalangemiseks võib kuluda üks või kaks nädalat.
- Optimaalset karvaeemaldust ei ole võimalik saavutada ühe seansiga, sest valgusega töötlemisele on vastuvõtlikud vaid kasvufaasis olevad karvad. Tavaliselt on töötlemise ajal töödeldavas piirkonnas erinevas karvakasvu tsüklis olevad karvad. Kõikide karvade tõhusaks töötlemiseks peate töötlust paar korda kordama iga kahe nädala tagant. Sisseehitatud optiline filter tagab, et UV-kiirgus ei jõua nahale ja garanteerib, et seade on nahale ohutu.

Üldine kirjeldus (Jn 5)

- 1 Valguskiirguse väljundaken koos sisseehitatud UV-filtriga
 - 2 Otsakud
 - 3 Täppisotsak (sobib kõikidele kehapiirkondadele, kaasa arvatud ülahuulele, lõuale ja põskhabeme piirkonnale)
 - 4 Kehaotsak (sobib kõikidele kaelast allapoole jäävatele kehapiirkondadele)
 - 5 Otsaku sees olev metallraam
 - 6 Ohutussüsteem (kontaktlülititega ohutusrõngas)
 - 7 Välguti nupp
 - 8 Valgustugevuse märgutuled (1-5)
 - 9 ▲Valgustugevuse suurendamise nupp
 - 10 ▼Valgustugevuse vähendamise nupp
 - 11 Laadimise märgutuli koos aku laetuse näidikuga
 - 12 Nupp on/off (sisse/välja)
 - 13 Seadme pesa
 - 14 Välgutivalmiduse nupp
 - 15 Õhuavad
 - 16 Adapter
 - 17 Väike pistik
- Komplektis on ka karp (SC2003/00) või vutlar (SC2003/11) ja puhastuslapp.

Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht



- Vee ja elektriseadmete koos kasutamine on hädaohtlik! Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas (nt veega täidetud vanni või ujumisbasseini või voolava duši läheduses).
- Hoidke seade ja adapter kuivana.
- Kui seade on katki, ärge katsuge elektrilöögi vältimiseks ühtegi sisemist osa.
- Ärge sisestage seadmesse võõrkehi.

Hoiatus

- Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, meele- või vaimse puudega isikud (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul või kui neile on seadme kasutamise kohta antud vastavad juhtnõõrid.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Seade pole mõeldud alla 15-aastastele lastele. 15–18-aastased teismelised võivad kasutada seadet lapsevanema või nende eest vanemliku vastutuse kandja nõusolekul ja/või abil. Täiskasvanud alates 19. eluaastast võivad seadet vabalt kasutada.
- Laadige seadet ainult kaasasoleva adapteriga.
- Ärge kasutage kahjustatud seadet või adapterit.
- Adapteris on muundur. Ärge lõigake adapterit ära, et asendada seda mõne teise pistikuga. See võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Kui adapter on kahjustatud, laske see ohu vältimiseks välja vahetada originaalvaruosa vastu.
- Ärge kasutage seadet, kui valguskiirguse väljundakna UV-filter on katki.
- Ärge kasutage täppisotsakut, kui selle punakas klaas on katki.

Kahjustuste ärahoidmiseks:

- veenduge, et õhuvool läbi ventilatsiooniavade poleks takistatud,
- ärge kunagi seadet kõvasti pörutage, raputage ega maha pillake.
- Seadme viimisel väga külmast keskkonnast väga sooja keskkonda või vastupidi oodake enne selle kasutamist umbes kolm tundi.
- Hoidke seadet karbis või vutlaris, siis ei muutu see tolmuseks.
- Ärge jätke sisselülitatud seadet järelvalveta. Pärast kasutamist lülitage seade alati välja.
- Ärge jätke seadet mitmeks tunniks otseste päikesekiirte või UV-kiirguse kätte.
- Ärge välgutage ühegi muu pinna vastu peale naha. See võib otsakuid ja/või valguskiirguse väljundakent tõsiselt kahjustada. Välgutage ainult siis, kui seade on nahaga kontaktis.

Ettevaatust

- Ärge kasutage seadet silmade ümbruses ega kulmude läheduses, et silmi ei kahjustataks.
- Kasutage seadet üksnes teie nahatüübile sobivate seadistustega. Soovitatust suuremate seadistuste kasutamine võib suurendada nahareaktsioonide ja kõrvaltoimete ohtu.
- See seade on mõeldud soovimatute kehakarvade eemaldamiseks põseluust allapoole jäävates piirkondades kahe kaasasoleva otsaku abil. Ärge kasutage seda muuks otstarbeks.

Et mitte ohtu seada Philips Lumea Precision Plusi tööiga, pidage meeles järgmist.

- Ärge kasutage seadet kohtades, kus õhutemperatuur on alla 15 °C või üle 35 °C.
- Seadmel on sisseehitatud ülekuumenemiskaitse. Kui seade on ülekuumenenud, siis selle välgti ei tööta. Ärge lülitage seadet välja, vaid laske enne protseduuri jätkamist sel umbes 15 minutit jahtuda.
- Kontrollimiseks või parandamiseks tuleb seade alati viia Philipsi volitatud hoolduskeskusesse. Väljaõppimata isiku poolt parandatud seade võib seadme kasutajat ohustada.
- Ärge kasutage seadet jaotises „Vastunäidustused” nimetatud juhtudel.

Kellele Philips Lumea Precision Plus EI sobi?

Philips Lumea Precision Plus ei ole mõeldud kõigile. Kui teie puhul peab paika mõni järgnevatest asjadest, siis **ei** sobi seade teile kasutamiseks!

Vastunäidustused

Ärge kasutage seadet, kui olete rase või toidate last rinnaga.

Ärge kasutage seadet, kui teil on ebasobiv naha- ja/või karvade värvus, s.t:

- kui teie karvade loomulik värvus töödeldavas piirkonnas on heleblond, valge, hall või punane;
- kui teie nahatüüp on VI (teil esineb harva või peaaegu üldse mitte päikesepõletust ja te päevitute väga tõmmuks; teie naha värvus on pruunikasmust või tumedam). Sel juhul on teil Philips Lumea Precision Plusi kasutamisel suur oht selliste nahareaktsioonide nagu värvuse muutused, tugev punetus või põletus tekkeks. Vt ka peatüki „Seadme kasutamine” jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

Ärge kasutage seadet, kui teil esineb mõni allpool nimetatud haigustest, s.t:

- kui teil on nahahaigus, nt aktiivfaasis nahavähk, teil on esinenud nahavähki või muud lokaliseerunud vähki töödeldavas piirkonnas;
- kui teil on olnud vähieelseid kahjustusi või mitmeid ebatüüpilisi sünnimärke töödeldavas piirkonnas;
- kui teil on esinenud kollageensed häired, ka keloidsed armistused või halvasti ravitud haavad;
- kui teil on olnud vaskulaarsed häired, nt töödeldavas piirkonnas on varikoossed veenid või veresoonte laiendid;
- kui teie nahk on valgusele tundlik ning tekib kergesti lööve või allergiline reaktsioon;

- kui teil on töödeldavas piirkonnas infektsioonid, ekseemid, põletused, karvanääpsupõletik, lahtised rebendid, marrastused, lihtherpesviirus, haavad või nahakahjustused ja hematoomid;
- kui teile on töödeldavas piirkonnas teostatud lõikus;
- kui põete välguisälvatustele tundlikku epilepsiat;
- kui teil on diabeet, erütematoosne luupus, porfüüria või ummistumise tõttu tekkinud südamepuudulikkus;
- kui teil esineb hüübimishäireid;
- kui teil on esinenud immunosupressiivset haigust (sh HIV-nakkust või AIDSi).

Ärge kasutage seadet, kui võtate mõnda allpool nimetatud ravimitest, s.t:

- kui teie nahka ravitakse praegu või on hiljuti ravitud alfa-hüdroksühapetega (AHA-d), beeta-hüdroksühapetega (BHA-d), paikse isotretinoiini ja aselaiinhapetega;
- kui olete viimase kuue kuu jooksul manustanud isotretinoiini Accutane® või Roaccutane® mis tahes kujul. Selline ravi muudab naha vastuvõtlikumaks rebenditele, haavanditele ja ärritustele;
- kui kasutate valuvaigisteid, mis vähendavad naha kuumustumisvõimet;
- kui võtate fotosensitiivset põhjustavaid aineid või ravimeid, vaadake ravimi pakendivahelahte ja ärge kasutage seadet, kui on kirjas, et see võib põhjustada fotoallergilisi või fototoksilisi reaktsioone või et peate hoiduma päikese eest ravimi võtmise ajal;
- kui võtate vere hüübimisvastaseid ravimeid, k.a suures koguses aspiriini viisil, mis välistab töötlemiseelse 1-nädalase kehast eemaldumise vahemiku;
- kui võtate immunosupressiivseid ravimeid.

Ärge kasutage seadet järgmistes piirkondades:

- silmade ümbruses ja kulmude läheduses;
- nibudel, nibu ümbritseval tumedal alal, väikestel habememokkadel, tupe ja päraku piirkonnas ning ninasõõrmete ja kõrvade sisemuses;
- mehed ei tohi seda kasutada munandikottidel ja näol;
- ükskõik millise kunstliku moodustise kohal, nt silikoonimplantaatide, stimulaatorite, nahaaluste süstimiskohtade (insuliinidosaatorite) või kehaaugustuste kohal;
- sünnimärkidel, tედretähnidel, suurtel soontel, tumedaks pigmenteerunud aladel, armidel, nahaanomaalidel ilma arstiga nõu pidamata. See võib põhjustada põletusi ja nahavärvi muutusi, mis muudab võimalike nahahaiguste (nt nahavähk) kindlakstegemise raskemaks;
- tüügastel, tätoveeringutel või püsimeigil. See võib põhjustada põletusi ja nahavärvi muutusi (hüpopigmentatsiooni või hüperpigmentatsiooni);
- piirkondadel, kus kasutate pikatoimelisi deodorante. See võib tekitada nahareaktsioone. Vt peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

Ärge kasutage seadet päikese põletuse saanud, hiljuti päevitunud (viimase 48 tunni jooksul) või võltspäevitunud nahal:

- igasugune päevitamine võib mõjutada töötamise ohutust. See kehtib nii loomuliku päikesevalguse kui ka kunstpäevituse meetodite kohta, nt päevituspiimad, päevitusseadmed jne. Kui olete päevitunud või plaanite päevitada, vt peatükis „Kasutamiseks valmistumine” jaotist „Päevitusnõuanne”.

Märkus. See loetelu pole ammendav. Kui te pole kindel, kas võite seadet kasutada, soovime nõu pidada arstiga.

Elektromagnetväljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitletakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäevaste teaduslike tõendite alusel ohutu kasutada.

Laadimine

Enne esmakasutust ja pärast tühjenemist laadige aku täiesti täis. Aku täielikuks laadimiseks kulub kuni üks tund ja 40 minutit. Laadige seadet, kui laadimise märgutuli hakkab kasutamise ajal oranžilt põlema, andes märku sellest, et aku on tühjenemas ja saab varsti tühjaks. Täiesti täis akud võimaldavad vähemalt 370 valgusühvatust valgustugevuse 5 juures.

Laadige aku täis iga kolme-nelja kuu tagant, isegi siis, kui pole seda pikaajaliselt kasutanud.

Laadige seadet järgmisel viisil.

- 1 Lülitage seade välja.
- 2 Sisestage seadme väike pistik seadme pistikupessa ja lükake adapter seinakontakti.
- Laadimise tähistamiseks vilgub laadimise ajal märgutuli roheliselt.
- Kui aku on täis laetud, hakkab laadimise märgutuli pidevalt roheliselt põlema.

Märkused:

- Laadimise käigus lähevad adapter ja seade soojaks. See on normaalne.
- Seadet ei saa laadimise ajal kasutada.
- See seade on varustatud aku ülekuumenemiskaitsega ja laadimist ei toimu, kui toa temperatuur on üle 40 °C.

ärge kunagi katke seadet ega adapterit laadimise ajal kinni.

- 3 Eemaldage adapter pärast laadimist seinakontaktist ja tõmmake väike pistik seadmest välja.




Kasutamiseks valmistumine

Optimaalsete tulemuste ja suurima efektiivsuse saavutamiseks valmistage allkirjeldatud viisil ette piirkonnad, kus kavatsete seadet kasutada.

Töödeldavate piirkondade ettevalmistamine

- 1 Raseerige töödeldavaid piirkondi nii kaua, kuni toimub karvade taaskasv.

Märkus. Kui teie viimase epilatsioonimeetodiga kaasnes karvade eemaldamine juurtega (nt epileerimine, vahatamine jne), oodake enne Philips Lumea Precision Plusi kasutamist, kuni on näha märgatavat karvade taaskasvu. Ärge kasutage raseerimise asemel depileerivaid kreeme.



Juhime tähelepanu, et raseerimata või ebasobivalt raseeritud piirkondade töötlemisel esineb mitu soovimatut mõju:

- juhuslike karvade ja mustuse tõttu võivad valguskiirguse väljundaken ja otsak määrdua. Määrdundud valguskiirguse väljundaken ja otsakud võivad vähendada seadme tööga ja tõhusust. Peale selle võivad määrduamise tõttu valguskiirguse väljundaknasse ja otsakule tekkinud põletustäpid ehk mustad laigud muuta töötlemise valulikuks või põhjustada nahareaktsioone, nt punetus ja värvuse muutus.
- Nahal olevad karvad võivad kõrbeda, millega võib kaasnedä ebameeldiv lõhn.

2 Puhastage oma nahk ja veenduge, et see on karvutu, täiesti kuiv ning vaba õlistest ainetest (nt kosmeetikavahendites, nagu deodorantides, ihupiimades, parfüümides, pruunistavates kreemides ja päevitskreemides sisalduvatest ainetest).

3 Kontrollige, et seadmes, eriti valguskiirguse väljundaknas ja otsakul, ei oleks takerdundud karvu, tolmu ega kiude. Kui täheldate määrduumist, puhastage seade vastavalt peatükis „Puhastamine ja hooldus” toodud juhistele.

Märkused:

- Kui raseerimisel tekivad haavad või nahakahjustused, võib nahk olla tundlikum ning valgustõõtlus võib mõnikord tunduda ebamugav.
- Kui karvade taaskasv lakkab, mis tavaliselt juhtub pärast 4–5 seanssi, ei pea te end enam enne seadme kasutamist raseerima.

Valgustugevuse seadistamine

Philips Lumea Precision Plus on seade, mis on välja töötatud tarbijatele kodu kasutamiseks, ja seetõttu ei saa seda valuaistingu suhtes võrrelda professionaalsete valguspõhiste seadmetega. Philips Lumea Precision Plusi tekitatud valgusimpulsid on õrnemad kui professionaalsetel seadmetel ning seega võite eeldada, et töötlemine on **mugav** ja **tõhus**.

Te peate seadistama valgustugevuse vastavalt oma naha ja kehakarvade värvusele ning tasemele, mis tundub olevat mugav.

Alltoodud soovitatavate valgustugevustega tabel aitab teil kindlaks teha õiget valgustugevust.

1 Vaadake alltoodud tabelit oma naha ja kehakarvade värvusele kõige sobivama valgustugevuse kindlakstegemiseks ja kontrollimiseks, kas kirjeldatud meetod teile sobib (kui mitte, siis on see tabelis x-ga tähistatud).

2 Iga kehapiirkond ja võib-olla isegi selle osad võivad vajada erinevat sobivat valgustugevust vastavalt alltoodud soovitatavate valgustugevuste tabelile. Meetod on kõrgema tasemega valgustugevuste korral tõhusam, ent kui tunnete valu või ebamugavustunnet, peaksite valgustugevust vähendama.

Märkus. Erinevate kehapiirkondade soovitatav valgustugevus võib erineva nahavärvuse tõttu olla erinev. Näiteks võib säärite alaosa nahk olla suurema päikesega kokkupuute tõttu tumedam kui kaenlaaluste nahk.

tumedama nahaga inimestel on suurem nahaärrituse oht, sest nende nahk neelab rohkem valgust. Seega soovitatakse tumedama nahaga inimestele väiksemate valgustugevuste kasutamist.

Valgusimpulss võib tunduda nahal soe või kuum, kuid ei tohiks kunagi olla valulik. Nahareaktsioonide ärahoidmise kohta vaadake teavet peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

Soovitavad valgustugevused (1-5)

Alltoodud tabelis tähendab x seda, et teile seade ei sobi.

Naha värvus ja omadused:	beež (alati esinev päikesepõletus, ei päevitu),	helepruun (vahel esinev päikesepõletus, hästi päevituv),	keskmiselt pruun (harvaesinev päikesepõletus, kiiresti ja hästi päevituv),	tumepruun (harvaesinev päikesepõletus, väga hästi päevituv),	pruunikas-must ja tumedam (päikesepõletus esineb harva või peaaegu üldse mitte, päevitub väga tõm-muks).
Kehakarvade värvus:					
tumblond / helepruun / pruun / tumepruun / must	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3 x
valge / hall / punane / heleblond	x	x	x	x	x

Tähtis

Selle kontrollimiseks, kas Philips Lumea Precision Plus teile sobib, vaadake peatükki „Kellele Philips Lumea Precision Plus ei sobi?”.

Kui teie nahk on kokku puutunud loomuliku päikesevalgusega või kunstpäevituse meetodiga, võib see olla tumedam kui eelmise töötamise ajal. Vaadake eespool toodud tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie naha värvusega.

Päevitusnõuanne

Kokkupuude päikesega enne töötlust

- Kui nahk on päevitunud, tehke töödeldavas piirkonnas nahaproov (vt peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Esmakordne kasutamine”), et kindlaks teha sobiv valgustugevus. Selle tegemata jätmisel tekib oht nahareaktsioonide tekkeks pärast Philips Lumea Precision Plusiga töötlemist.
- Oodake enne seadme kasutamist vähemalt 48 tundi pärast päevitamist. Päevitamine võib põhjustada naha tumenemist (päevitumist) ja/või päikesepõletust (naha punetus).
- Nende 48 tunni möödudes kontrollige nahka, kas päikesepõletus on kadunud. Ärge kasutage Philips Lumea Precision Plusi seni, kuni päikesepõletus püsib.
- Kui päikesepõletus on kadunud, tehke töödeldavas piirkonnas nahaproov (vt peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Esmakordne kasutamine”), et kindlaks teha sobiv valgustugevus.

Kokkupuude päikesega pärast töötlust

- Oodake vähemalt 24 tundi pärast töötlust, enne kui töödeldud piirkonnad päikesega kokku puutuvad. Isegi 24 tunni möödudes veenduge, et töödeldud nahal ei esine enam töötlustest tingitud punetust, enne kui lasete sel päikesega kokku puutuda.
- Välja päikese kätte minnes katke töödeldud piirkonnad kinni või kasutage kahe nädala jooksul pärast töötlust päikesekaitsekreemi (SPF 30+).
- Töödeldud piirkondade kokkupuude päikesevalgusega ilma kaitseta kohe pärast töötlust võib suurendada kahjulike kõrvaltoimete ja nahareaktsioonide ohtu. Vt peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

Pruunistamine kunstvalguse käes

- Järgige eespool olevates punktides „Kokkupuude päikesega enne töötlust” ja „Kokkupuude päikesega pärast töötlust” toodud juhiseid.

Pruunistamine kreemide abil

- Kui olete kasutanud pruunistavat ihupiima, oodake enne Philips Lumea Precision Plusi kasutamist, kuni kunstpäevitus on täielikult kadunud.


Märkus. Lisateavet soovimatute nahareaktsioonide kohta saate peatüki „Seadme kasutamine” jaotisest „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

Seadme kasutamine

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotises „Valgustugevuse seadistamine” olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, milline valgustugevus sobib teie naha ja kehakarvade värvusega kõige paremini. Kasutage seadet **hästivalgustatud** toas; see vähendab välgutisähvatusete tajutatavat eredust. Raseerige enne seadme kasutamist töödeldav piirkond (vt peatükis „Kasutamiseks valmistumine” jaotist „Töödeldavate piirkondade ettevalmistamine”).

Kui töötlemine muutub mingil ajahetkel väljakannatamatult valusaks, vähendage valgustugevuse seadistust, kuni töötlus on jälle mugav. Kui märkate, et nahareaktsioonid on kergest punetusest tugevamad, lõpetage kohe töötlemine ja lugege käesoleva peatüki jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.


Õige otsaku valimine



- Kehaotsak

Kehaotsakut võib kasutada soovimatute kehakarvade töötlemiseks kõikides kaelast allapoole jäävates kehapiirkondades (erandite kohta lugege peatüki „Tähtis” jaotist „Vastunäidustused”). Kehaotsak võib katta 4 cm² suuruse ala ning on spetsiaalselt välja töötatud suuremate piirkondade, nt säärtede, kiiremaks töötlemiseks.

Ärge kasutage kehaotsakut näol.




- Täppisotsak

Täppisotsakul on täiendav sisseehitatud valgusfilter ja seda võib kasutada ülahuulel, lõual ja põskhabeme piirkonnas olevate soovimatute näokarvade eriti ohutuks töötlemiseks. Samuti võib seda kasutada muudes tundlikes kehapiirkondades, nt kaenla all ja bikiniipiirkonnas või raskesti ligipääsetavates kohtades.

Ärge kasutage silmade ümbruses ja kulmude läheduses.


Esmakordne kasutamine ja nahaproov

1 Valige töödeldavale piirkonnale sobiv otsak.




2 Valige töödeldavale piirkonnale lähedal olev piirkond.

Märkus. Enne seadme kasutamist ülahuulel, lõual või põskhabeme piirkonnas, valige nahaproovi tegemiseks kõrvadest allpool olev sünnimärgi- ja karvavaba piirkond.



3 Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu.

▶ Seade alustab alati automaatselt madalaima seadistusega.




4 Rakendage üht välgutisähvatust oma nahatüübi jaoks madalaima soovitatava tugevuse juures (juhised selle kohta, kuidas välgutisähvatust vabastada, leiate käesoleva peatüki jaotise „Järgnev kasutamine” punktidest 6–9).

5 Niikaua, kui see tundub mugav (mitte valus), suurendage seadistust ühe taseme võrra teie nahatüübile soovitatava vahemiku piires ning rakendage üht välgutisähvatust iga seadistuse puhul. Ärge rakendage rohkem kui üht välgutisähvatust samasse kohta.

6 Nahaproovi järel oodake 24 tundi ja kontrollige, kas nahal ei tekkinud mingit reaktsiooni. Kui nahal tekib reaktsioon, valige järgnevas kasutamiseks kõrgeim seadistus, millega ei kaasnenud ühtki nahareaktsiooni.

Kui kasutate seadet esmakordselt, soovime teostada nahaproovi töödeldaval piirkonnal, et kontrollida teie naha reaktsiooni töötlemisele ning harjuda valguspõhise töötlemisega.

Järgnev kasutamine




1 Puhastage enne iga töötlust Philips Lumea Precision Plusi otsakud, valguskiirguse väljundaken ja otsakute sees olev metallraam. Lisateavet leiate peatükist „Puhastamine ja hooldus”.

2 Valige töödeldavale piirkonnale sobiv otsak.


3 Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja nupule.

Märkus. On normaalne, et seade ja otsak lähevad kasutamise ajal soojaks.




4 Iga töötamise alguses valige väga ettevaatlikult valgustugevus vastavalt oma naha tundlikkusele ja sellele, kui mugav töötlemine tundub.

Teie nahk võib reageerida erinevatel päevadel / olukordades erinevalt mitmel põhjusel ja eriti pärast päevitamist. Vt lisateavet käesoleva peatüki jaotisest „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.




5 Valgustugevuse taseme suurendamiseks vajutage nuppu ▲. Valgustugevuse taseme vähendamiseks vajutage nuppu ▼.

▶ Iga kord kui nuppu vajutate, hakkab vastava taseme valgustugevuse märgutuli vilkuma. Selleks kulub mõni sekund.




6 Asetage seade 90° nurga all nahale selliselt, et otsak ja ohutusrõngas oleksid nahaga kontaktis.




7 Vajutage ohutusrõngas kerge survega täielikult vastu nahka.

Märkus. ohutusrõngal on kontaktlülitid, mis koos moodustavad seadme ohutussüsteemi. See ohutusrõngas hoiab nahast kaugemal hoides ära ettekatsetatud sähvatused.




- Seadme tagaosas olev välgutivalmiduse nupp hakkab roheliselt põlema, kui kõik ohutusrõnga kontaktlülitid on nahaga kokkupuutes ja seade on laetud. Selleks võib kuluda mõni sekund.

Nõuande kasutamise hõlbustamiseks pingutage töödeldava piirkonna nahka. Võimalik, et pehmema nahaga piirkondades peaksite kontaktlülitite allavajutamiseks rakendama seadmele suuremat survet.



- 8** Välgutisähvatusse vabastamiseks vajutage välguti nuppu. Nüüd on teil järgmise välgutisähvatusse vabastamiseks kaks võimalust:



- A Hoidke välguti nuppu all. Seade vabastab ühe välgutisähvatusse teise järel senikaua, kui ohutusrõngas on nahaga täielikus kontaktis. Kohe pärast seda, kui seade on teinud välgutisähvatusse, libistage see järgmisesse piirkonda. Veenduge, et ohutusrõngas on täielikult vastu nahka surutud.

See libista-ja-välguta-režiim on eriti mugav suuremate piirkondade, nt säärete, töötlemiseks.


- B Laske välguti nupp iga välgutisähvatusse järel lahti. Järgmise välgutisähvatusse tegemiseks asetage seade otse eelnevalt töödeldud piirkonna kõrval olevale piirkonnale. Veenduge, et ohutusrõngas on täielikult vastu nahka surutud.

See sammu-ja-välguta-režiim tagab nt ülahuule, põlvede ja pahklude täpse töötlemise.

Märkus. Mõne sekundi pärast on seade jälle valmis välgutisähvatusse tegema, seega veenduge, et te liigutate selle kohe pärast välgutisähvatusse järgmisesse piirkonda.

Ärge töodelge ühtsama piirkonda mitu korda ühe seansi vältel. See ei muuda töötlust tõhusamaks, vaid suurendab nahareaktsioonide ohtu.

Märkus. seadme tekitatud nähtav valgus on välgutisähvatusse peegeldus nahalt ja on silmadele kahjutu. Kasutamise ajal pole kaitseprillide kandmine kohustuslik.



- 9** Seadme asetamisel nahale veenduge, et töötlemata alade vältimiseks jääks eelnevalt töödeldud alaga alati väike ülekattuvus. Efektiivne välgutisähvatus väljub ainult valguskiirguse väljumise aknast. Veenduge, et välgutisähvatused tehtaks üksteise lähedale.

- 10** Pärast töötlemise lõpetamist lülitage seade välja.

- 11** Kontrollige, ega valguskiirguse väljundaknas ja otsakul pole karvu ja tolmu, ning puhastage seadet pärast kasutamist (vt pkt „Puhastamine ja hooldus“).

Juhtnöörid töötlemiseks

Keskmine töötlemisaeg

Piirkond	Ligikaudne töötlemisaeg	Soovitatav otsak
Kaenlaalused	1 minut kaenlaaluse kohta	Keha-/täppisotsak
Bikiinipiire	1 minut ühe poole kohta	Keha-/täppisotsak
Kogu bikiinipiirkond	4 minutit	Keha-/täppisotsak
Ühe jala alumine osa	8 minutit	Kehaotsak
Kogu jalg	14 minutit	Kehaotsak
Ülahuul / lõug / põskhabeme piirkond	1 minut	Täppisotsak

Märkus. Eespool toodud keskmisi töötlemisaegu on järgitud uuringute ja katsete käigus. Individuaalsed töötlemisajad võivad inimeseti olla erinevad.

Märkus. Täielikult laetud akud teevad vähemalt 370 välgutisähvatus valgustugevuse 5 juures. Seda, kui kaua saate seadet kasutada, sõltub töödeldava piirkonna suurusest ja kasutatavast valgustugevuse seadistusest.

Töödeldavad piirkonnad

Seade on mõeldud soovimatute karvade töötlemiseks ülahuul, lõual, põskhabeme piirkonnas, kaenla all, käsivartel, kõhul, bikiinipiirkonnas ja säärtel.

Seadme kasutamine säärtel

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotises „Valgustugevuse seadistamine” olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie säärtel.


- Võite liigutada seadet säärel üles ja alla või risti üle selle, kuidas iganes teile mugavam on.

Märkus. Kondised piirkonnad, nt sääre- ja pahklud, on tundlikumad kui muud kehapiirkonnad. Kui surute otsakut tugevalt nende piirkondade vastu, võib nahk olla vastuvõtlikum nahareaktsioonidele, nt nahaärritus ja punetus. Vt käesoleva peatüki jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”. Vajutage otsak naha vastu vaid nii tugevalt, et süttiks välgutivalmiduse tuli, kuid mitte kõvemini.

Nõuanne. Seade võib jätta töödeldavates piirkondades nahale jälgi. Need jäljed võivad näidata, kus saate töödeldavaid alasid üle katta.

Täislaetud aku võimaldab keha ja näo täielikku töötlemist (ülahuul, kaenlaalused, bikiinipiirkond ja sääre alaosa) ühekorraga.* Kui kasutate seadet nii sääre ala- kui ka ülaosa töötlemiseks, peate seadet võib-olla töötlemise ajal uuesti laadima. See on normaalne. See, kui kaua saate seadet kasutada, sõltub töödeldava piirkonna suurusest ja kasutatavast valgustugevusest.

* Lähtudes keskmistest töötlemisaegadest iga piirkonna jaoks ja soovitatavatest tugevustest ühe kasutaja jaoks.



Nõuanne. Paljud kasutajad kombineerivad säärite töötlemist muude koduste tegevustega, nt teleka vaatamise või muusika kuulamisega. Võite samuti proovida seda kogemust nauditavamaks ja lõõgastavamaks muuta.

Seadme kasutamine bikiniipiirkonnas

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotises „Valgustugevuse seadistamine” olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie bikiniipiirkonnaga. Põhimõtteliselt on Philips Lumea Precision Plus piisavalt ohutu ja õrn kogu bikiniipiirkonna töötlemiseks (nt Brasillia või Hollywoodi stiilis). Kasutage tumedamal pigmenteerunud, tundlikumal bikiniipiirkonna nahal madalat seadistust. Ärge kasutage seadet väikestel häbememokkadel, tupe ega pära piirkonnas. Mehed, kes soovivad töödelda oma kubemepiirkonda, ei tohiks seadet kasutada munandikottidel.

Märkus. Hügieenilistel põhjustel puhastage kasutatud otsak alati enne muu kehapiirkonna töötlemist.

Seadme kasutamine kaenla all

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotises „Valgustugevuse seadistamine” olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie kaenlaalustega. Kindlasti eemaldage kaenlaalustelt enne töötlemist deodorant, lõhnaõli, kreem või muu nahahooldustoode.

Nõuanne. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kaenlaalustel, seiske peegli ees, et oleks hea vaade töödeldavale piirkonnale ja välgutivalmiduse märgutulele. Tõstke käsivars üles ja asetage käsi kaelale, et kaenlaaluste nahk oleks pingul. Sel viisil saab ohutusrõnga suruda lihtsamalt vastu nahka, mis lihtsustab töötlemist.

Märkus. Peegeldunud valgus ei kahjusta teie silmi. Kui hajutatud valgus on ebameeldiv, sulgege välgutsähvatuuse vabastamisel silmad.

Seadme kasutamine näol (ülahuulel, lõual, põskhabeme piirkonnas)

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotises „Valgustugevuse seadistamine” olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie näoga (ülahuulega, lõuaga, põskhabeme piirkonnaga).

Ülahuule, lõua ja põskhabeme piirkonna töötlemiseks kasutage alati **täppisotsakut**. Ärge kasutage seadet silmade ümbruses ega kulmude läheduses. Kui töötlete ülahuult, lõuga või põskhabeme piirkonda, ärge kindlasti laske näole otsest päikesevalgust 24 tunni jooksul pärast töötlemist. Kasutage päikesekaitsekreemi (SPF 30+) järgmise kahe nädala jooksul pärast töötlust, kui lasete näole otsest päikesevalgust.





Nõuanne. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks ülahuulel, lõual ja põskhabeme piirkonnas seiske peegli ees, et oleks hea vaade töödeldavale piirkonnale ja välgutivalmiduse märgutulele.

Nõuanne. Lõua kontuuride tõttu on võib-olla raske viia ohutusrõngast nahaga täielikku kontakti ja vabastada välgutisähvatus. Selle lihtsustamiseks pange keel hammaste ja ülahuule vahele või ajage põsed punni.

Nõuanne. Peegeldunud valgus ei kahjusta teie silmi. Kui hajutatud valgus on ebameeldiv, sulgege välgutisähvatus vabastamisel silmad.

Kuidas saavutada optimaalseid tulemusi

- On normaalne, et karvad on pärast paari esimest töötlust ikka nähtavad (lisateavet leiate peatüki „Sissejuhatus“ jaotisest „Tööpõhimõte“).
- Kõikide karvade edukaks eemaldamiseks ning karvanääpsu taasaktiveerumise vältimiseks tuleb töötlust esimesel kahel kuul iga kahe nädala tagant korrata. Seejärel peaks teie nahk olema sile. Jaotises „Hooldusetapp“ saate teada, kuidas neid tulemusi hoida .

Hooldusetapp

- Selle tagamiseks, et teie nahk püsib sile, soovime töötlust korrata iga nelja kuni kaheksa nädala tagant. Töötluste vaheline aeg võib teie individuaalsest karvade tagasikasvust lähtuvalt ja ka erinevates kehapiirkondades erineda. Kui töötluste vahel kasvab tagasi liiga palju karvu, lihtsalt lühendage uuesti töötluste intervalli, kuid ärge töödelge ühtegi piirkonda sagedamini kui iga kahe nädala tagant. Kui kasutate seadet sagedamini kui soovitatud, ei paranda te tõhusust, vaid suurendate nahareaktsioonide ohtu.

Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid

Levinud nahareaktsioonid:

- teie nahk võib veidi punetada ja/või kipitada, kihleleda või tunduda soojana. See reaktsioon on täiesti loomulik ja kaob varsti;
- töödeldud piirkonnas võib esineda lühiajaliselt päikesepõletusele sarnanev nahareaktsioon. Kui see ei kao kolme päeva jooksul, soovime konsulteerida arstiga;
- raseerimise ja kerge töötlust tõttu võib nahk muutuda kuivaks ja tekkida sügelus. See on ohutu ja kaob paari päeva jooksul. Võite piirkonda jääpakikese või märja käterätiga jahutada. Kui kuivus püsib, võite määrada töödeldud piirkonnale lõhnastamata niisutuskreemi 24 tundi pärast töötlust.

Harvad kõrvaltoimed:

- põletused, liigne punetus ja paistetus: neid reaktsioone esineb väga harva. Need on tingitud teie naha värvusele liiga kõrge valgustugevuse kasutamisest. Kui need reaktsioonid ei kao kolme päeva jooksul, soovitage konsulteerida arstiga. Oodake järgmise töötlusega, kuni nahk on täielikult paranenud ja veenduge, et kasutate madalamat valgustugevust;
- nahavärvuse muutumine: seda esineb väga harva. Naha värvuse muutus avaldub ümbritsevast piirkonnast tumedama (hüperpigmentatsioon) või heledama laiguna (hüpopigmentatsioon). See on tingitud teie nahavärvusele liiga kõrge valgustugevuse kasutamisest. Kui värvuse muutus ei kao kahe nädala jooksul, soovitage konsulteerida arstiga. Ärge töödelge värvust muutunud piirkondi, kuni värvuse muutus on kadunud ja on taastunud naha normaalne värvus;
- nahainfektsioon ja -põletik: seda esineb väga harva ja seda võib põhjustada seadme kasutamine raseerimisest tingitud haavadel või sisselõigetel, juba olemasolevatel haavadel või sissekasvanud karvadega;
- liigne valu: seda võib esineda töötluse ajal või pärast seda, kui kasutasite seadet raseerimata nahal, kui kasutasite seadet teie nahavärvuse jaoks liiga kõrge valgustugevuse juures, kui rakendasite välgutsähvatust samas piirkonnas rohkem kui korra ja kui kasutasite seadet lahtistel haavadel, põletike ja infektsioonide piirkonnas, tätoveeringutel, põletushaavadel jne. Lisateavet saate peatüki „Tähtis“ jaotisest „Vastunäidustused“.

Pärast kasutamist

- Ärge kasutage lõhnastatud kosmeetikavahendeid töödeldud piirkondades kohe pärast töötlust.
- Ärge kasutage deodoranti kohe pärast kaenlaaluste töötlust. Oodake, kuni naha punetus on täielikult kadunud.
- Päikesega kokkupuute ja kunstpäevituse kohta leiате teavet peatüki „Kasutuseks valmistumine“ jaotisest „Päevitusõuanne“.

Puhastamine ja hooldus

Optimaalsete tulemuste ja seadme pika tööea tagamiseks puhastage seadet enne ja pärast iga kasutuskorda ning vajaduse korral ka töötlemise ajal. Seadme tõhusus väheneb, kui seda ei puhastata korralikult.

ärge kunagi puhastage seadet ja selle osasid kraani all või nõudepesumasinas.

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsnu, abrasiivseid puhastusvahendeid ega sööbivaid vedelikke, nagu bensiin või atsetoon.

Ärge kriimustage valguskiirguse väljundakent või otsakute sees olevat metallraami.




Märkus. Veenduge, et mustus ei ummistaks ohutusrõnga kontaktlüliteid.

Märkus. Lõpetage seadme kasutamine, kui valguskiirguse väljundakent või otsakuid pole enam võimalik puhastada. Väljavahetamise kohta saate teavet peatükist „Tarvikute tellimine”.

- 1** Lülitage seade välja, tõmmake selle toitejuhe seinakontaktist välja ja laske sel jahtuda.

Märkus. Valguskiirguse väljundaken läheb kasutamise ajal kuumaks. Laske sel kindlasti enne puhastamist jahtuda.




- 2** Otsaku eemaldamiseks asetage sõrmed üla- ja alaservas olevatesse süvenditesse ning tõmmake õrnalt. Otsak peaks lihtsalt ära tulema.

- 3** Niisutage seadmega kaasasolevat pehmet lappi väheses vees ja kasutage seda järgmiste osade puhastamiseks:

- valguskiirguse väljundaken;
- otsakute välispind;
- otsakute sees olev metallraam;
- täppisotsaku sees olev punakas klaasfilter.


Märkus. Kui vesi ei puhasta tõhusalt, kasutage paari tilka kanget alkoholi eespool nimetatud osade puhastamiseks.

Märkus. Määrduvad valguskiirguse väljundaken ja/või otsak võivad välja näha nagu see pilt. Kindlasti puhastate seadet enne ja pärast iga kasutuskorda ning vajaduse korral ka töötemise ajal vastavalt käesoleva jaotise juhistelet.



Nõuanne. Kui otsakute servasid ei ole enam võimalik kaasasoleva puhastuslapiga puhastada, kasutage selle asemel vatipulka. Veenduge, et otsakutel või valguskiirguse väljundaknal poleks mingeid ebemeid ega kiude.

- 4** Vajaduse korral puhastage seadet väljastpoolt seadmega kaasasoleva kuiva pehme puhastuslapiga.



Hoiundamine

- 1** Lülitage seade välja, tõmmake selle toitejuhe seinakontaktist ja laske seadmel jahtuda.
- 2** Enne hoiustamist puhastage seade.
- 3** Pange seade kaasasolevasse karpi või vutlarisse. Veenduge, et täppisotsak on seadme küljes.
- 4** Hoiustage seade kuivas kohas temperatuurivahemikus 0-60 °C.

Tarvikute tellimine

Sellele seadmele tarvikute ostmiseks külastage meie veebilehte **www.shop.philips.com/service**. Kui teie riigis ei ole Philipsi veebipoodi, pöörduge Philipsi müügiesindaja või Philipsi teeninduskeskuse poole. Kui te ei leia vajalikke tarvikuid, pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse. Selle kontaktandmed leiate ülemaailmselt garantiilehelt.

Varuosad

Saadaval on järgmised varuosad:

- Kehaotsak
- Täppisotsak
- Adapter
- Vutlar
- Kott

Keskkond



- Seadme kasutusaja lõppedes ärge visake seda minema tavalise olmeprügi hulgas, vaid viige see ringlussevõtuks ametlikku kogumispunkti. Nii toimides aitate hoida loodust.





- Seadmesse sisseehitatud laetavad akud võivad sisaldada keskkonda saastavaid aineid. Enne seadme kasutusest kõrvaldamist ja ametlikus kogumispunktis käitlemist peate alati akud seadmest eemaldama. Akud tuleb kasutusest kõrvaldada ametlikus akude kogumispunktis. Kui teil on akude eemaldamisega raskusi, võite seadme Philipsi hoolduskeskusesse viia. Keskuse personal võib akud teie eest eemaldada ja need keskkonda ohustamata kasutusest kõrvaldada.

Aku eemaldamine


Taaslaetava aku eemaldamisel peab see täiesti tühi (laadimata) olema.

- 1** Võtke adapter seadme küljest ära.
- 2** Laske seadmel töötada, kuni aku saab täiesti tühjaks. Lülitage seade sisse ja vabastage välgutisähvatusi, kuni te ei saa seadet enam sisse lülitada.
- 3** Sisestage naaskel või muu teravaotsaline tööriist seadme põhjakattesse ning kangutage see lahti.







4 Keerake kaks käepideme põhjaosas olevat kruvi kruvikeerajaga lahti.




5 Eemaldage käepideme põhjaosa ja lõigake läbi kaks juhet, mis ühendavad põhjaosa seadmega.



6 Tõmmake patareipistikud pikamokaliste näpitsate abil patareiklemmide küljest lahti.



7 Tõmmake taaslaetavad patareid seadmest välja pikamokaliste näpitsate abil.



8 Lõigake kaks juhet läbi ükshaaval, tagamaks, et ei juhtuks võimalikust jääklaengust tingitud õnnetusi.

Garantii ja hooldus

Kui vajate hooldust, teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse. Telefoninumbri leiате ülemaailmselt garantiilehelt. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja poole.

Tehniline spetsifikatsioon

Mudel SC2003

Nimipinge	100-240V
Nimisagedus	50-60 Hz
Nimisisendvõimsus	7,5 W
Elektrilöögikaitse	Klass II□
Kaitsetegur	IP 30 (EN 60529)
Kasutustingimused	Temperatuur: +15 °C kuni +35 °C Suhteline niiskus: 25–95%
Hoiustamistingimused	Temperatuur: 0 °C kuni +60 °C Suhteline niiskus: 5-95%
Kehaotsaku spekter	> 570 nm
Täppisotsaku spekter	> 600 nm
Litium-ioon aku	2 x 3,7 volti, 1500 mAh

Veaotsing

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis seadmega juhtuda võivad. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte www.philips.com/support, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Laetav aku on tühjaks saanud.	Laadige seade (vt pt „Laadimine”).
	Seade on rikkis.	Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Seade lülitub äkki välja.	Laetav aku on tühjaks saanud.	Laadige seade (vt pt „Laadimine”).
Adapter läheb laadimise ajal kuumaks.	See on normaalne.	Teha pole midagi vaja.
Laadimise märgutuli ei kustu, kui ma sisestan väikese pistiku seadme pesse.	Te pole adapterit seinakontaktiga ühendanud.	Sisestage seadme väike pistik seadme pistikupessa ja lükake adapter seinakontakti.
	Seinakontaktis ei ole voolu.	Ühendage muu seade seinakontakti, kontrollimaks, kas seal on voolu. Kui kontaktis on vool, kuid seade ikka ei hakka laadima, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
	Adapter pole korralikult seinakontakti ja/või väike pistik pole korralikult seadme pesse sisestatud.	Veenduge, et adapter oleks korralikult seinakontakti ja/või väike pistik korralikult seadme pesse sisestatud.
	Seade on rikkis.	Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Ma lülitsin seadme sisse, kuid ei saa valgustugevust suurendada ega vähendada.	Seade on vaja lähtestada.	Seadme lähtestamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui te ikka ei saa valgustugevust muuta, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Pannes seadme nahale, ei sütti välgutivalmiduse märgutuli põlema.	Te pole otsakut ja ohutusrõngast korralikult vastu nahka pannud.	Pange seade 90° nurga all vastu nahka, nii et kõik kontaktülitid oleks nahaga tihedas kontaktis. Seejärel kontrollige, kas välgutivalmiduse märgutuli põleb ja vajutage välguti nappu.
		Kui see ei tööta, siis asetage seade vastu oma keha sellist osa, kus oleks kerge kindlaks teha, kas seade on nahaga täielikus kontaktis, nt käe alaosa. Seejärel kontrollige, kas välgutivalmiduse märgutuli põleb. Kui välgutivalmiduse märgutuli ikkagi ei hakka põlema, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
	Ohutusrõngas on must.	Puhastage ohutusrõngas hoolikalt. Kui te ei suuda ohutusrõngast korralikult puhtaks saada, võtke otsaku vahetamiseks ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Otsaku vastu nahka asetamisel ei hakka välgutivalmiduse märgutuli põlema, olgugi, et ventilaator töötab.	Ülekuumenemise kaitse on aktiveeritud.	Kui ülekuumenemise kaitse on aktiveeritud, töötab ventilaator ikka. Ärge seadet välja lülitage ja laske enne kasutamise jätkamist seadmel umbes 15 minutit jahtuda. Kui pärast seadme vastu nahka asetamist välgutivalmiduse märgutuli ikka ei hakka põlema, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Välgutivalmiduse märgutuli on roheline, kuid välguti nupule surudes ei tekita seade välgutisähvatust.	Seade on vaja lähtestada.	Seadme lähtestamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui pärast seadme vastu nahka asetamist välgutivalmiduse märgutuli ikka ei hakka põlema, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Seade läheb kasutamise käigus soojaks.	See on normaalne.	Teha pole midagi vaja.
Seade ei näita sisselülitamisel valgustugevuse 1. taset.	Seade on vaja lähtestada.	Seadme lähtestamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui seade ikka ei näita valgustugevuse 1. taset, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Seadmest tuleb imelikku lõhna.	Otsak ja/või klaasfilter on määrdunud.	Puhastage otsak hoolikalt. Kui te ei suuda otsakut korralikult puhtaks saada, võtke otsaku vahetamiseks ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
	Te pole töödeldavat ala korralikult raseerinud.	Kui töödeldavas piirkonnas on karvu, võivad need seadme kasutamisel ära kõrbed. Seetõttu tunnete imelikku lõhna. Raseerige töödeldav ala enne seadme kasutamist korralikult. Kui raseerimine ärritab nahka, piirake karvad võimalikult lühikeseks ja kasutage mugavat seadistust.
	Olete seadme hoiustanud tolmusesse keskkonda.	Imelik lõhn kaob pärast mõnda välgutisähvatust.
Nahk tundub töötlemise ajal tundlikum kui tavaliselt.	Valgustugevus, mida kasutate, on liiga kõrge.	Kontrollige, kas olete valinud õige valgustugevuse. Vajaduse korral seadistage valgustugevuse tase madalamaks.
	Te pole töödeldavaid alasid raseerinud.	Raseerige enne seadme kasutamist töödeldavad piirkonnad. Kui raseerimine ärritab nahka, piirake karvad võimalikult lühikeseks ja kasutage mugavat seadistust.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
	Valguskiirguse väljundakna UV-filter on katki.	Kui valguskiirguse väljundakna UV-filter on katki, ärge seadet enam kasutage. Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
	Seade on rikkis.	Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Seadme kasutamisel tunnen ma talumatut valuaistingut.	Te pole töödeldavaid alasid raseerinud.	Raseerige enne seadme kasutamist töödeldavad piirkonnad. Kui raseerimine ärritab nahka, piirake karvad võimalikult lühikeseks ja kasutage mugavat seadistust.
	Töötlete ala, mille jaoks seade ei sobi.	Seadet ei tohi kasutada väikestel habememokkadel, tupe või päraku piirkonnas, nibudel, nibu ümbritseval tumedal alal, huultel, ninasõõrmetel ja kõrvade sisemuses, silmade ja kulmude ümbruses. Mehed ei tohi seda kasutada näol ega munandikotil.
	Kasutasite valgustugevust, mis on teie jaoks liiga kõrge.	Vähendage valgustugevust tasemeni, mis on teile mugav. Vt ptk „Ettevalmistused kasutamiseks“ jaotist „Valgustugevuse seadistamine“.
	Valguskiirguse väljundaken või otsaku punakas klaasfilter on katki.	Kui valguskiirguse väljundaken või täppisotsaku punakas klaasfilter on katki, ärge seadet enam kasutage. Pöörduge otsaku vahetamiseks oma edasimüüja või Philipsi teeninduskeskuse poole või võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
	Seade ei sobi te naha värvusega.	Ärge seadet kasutage, kui te nahk on väga tume. Ärge seadet ka siis kasutage, kui te kehakarvad on heleblondid, punased, hallid või valged.
Pärast töötlemist muutuvad töödeldud alad punaseks.	Kerge punetus on ohutu ja tavaline ning kaob kiiresti.	Teha pole midagi vaja.
Töötlemisjärgne naha reaktsioon kestab tavapärasest kauem.	Kasutasite valgustugevust, mis on teie jaoks liiga kõrge.	Valige järgmisel korral madalama tasemega valgustugevus. Vt ptk „Ettevalmistused kasutamiseks“ jaotist „Valgustugevuse seadistamine“.
		Kui naha reaktsioon kestab pikemalt kui 3 päeva, pöörduge oma arsti poole.
Karvade eemaldamise tulemus ei ole rahuldav.	Kasutasite valgustugevust, mis on teie jaoks liiga madal.	Valige järgmisel korral kõrgema tasemega valgustugevus.
	Seadme kasutamisel polnud alade ülekattuvus piisav.	Karvaeemaldamise tulemuste parandamiseks peate seadme kasutamisel laskma aladel piisavalt üle kattuda. Vt ptk-i „Seadme kasutamine“ jaotise „Järgnev kasutamine“ sammu 9.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
	Te ei kasuta seadet nii tihti kui soovitatud.	Kõikide karvade edukaks eemaldamiseks ning karvajuure taasaktiveerumise vältimiseks tuleb töötusi esimesel kahel kuul iga kahe nädala tagant korrata. Naha siledana püsimise tagamiseks soovitame korrata töötusi iga nelja kuni kuue nädala tagant. Töötluste vaheline aeg võib teie individuaalsest karvade tagasikasvust lähtuvalt ja ka erinevates kehapiirkondades erineda. Kui töötluste vahel kasvab tagasi liiga palju karvu, lihtsalt lühendage uuesti töötluste intervalli, kuid ärge töödelge ühtegi piirkonda sagedamini kui iga kahe nädala tagant. Kui kasutate seadet sagedamini kui soovitatud, ei paranda te tõhusust, vaid suurendate nahareaktsioonide ohtu.
	Seade ei sobi te karvade või naha värvusega.	Ärge seadet kasutage, kui kehakarvad on heleblondid, punased, hallid või valged. Ärge seadet ka siis kasutage, kui te nahk on väga tume.
Karvad hakkavad uuesti kasvama mõnedes kohtades töödeldud piirkondades.	Seadme kasutamisel polnud alade ülekattuvus piisav.	Karvaeemaldamise tulemuste parandamiseks peate seadme kasutamisel laskma aladel piisavalt üle kattuda. Vt ptk-i „Seadme kasutamine“ jaotise „Järgnev kasutamine“ sammu 9.
	Karvad hakkavad loomuliku karvakasvu tsükli osana uuesti kasvama.	See on normaalne. See on osa karvade loomuliku karvakasvu tsüklist, kui karvad hakkavad uuesti kasvama. Ent uuestikasvavad karvad on endistest pehmemad ja peenemad.

Turinys

Išvadas	60
Nauda	60
Intensyvi impulsinės šviesos (angl. „Intense Pulsed Light“ – IPL) technologija, skirta naudoti namuose	60
Efektyvus plaukų ataugimo slopinimas – kasdien švelni oda	60
Švelnus poveikis, net ir jautriose kūno vietose	61
Veikia neįjungus į elektros tinklą, todėl naudojant užtikrina laisvę ir lankstumą	61
Ilgai veikiančios baterijos pakanka visam kūnui ir veidui	61
Nereikia keisti dalių, nėra netikėtų išlaidų	61
Kaip veikia „Philips“ intensyvios impulsinės šviesos technologija	61
Plaukų augimas	61
Veikimo principas	61
Bendrasis aprašymas	62
Svarbu	62
Pavojus	63
Įspėjimas	63
Kad nesugadintumėte	63
Dėmesio	63
Atsiminkite, kad reikia vengti šių veiksmų, kad nesutrumpėtų jūsų „Philips Lumea Precision Plus“ eksploatavimo laikas	64
Kam NETINKA „Philips Lumea Precision Plus“?	64
Kontraindikacijos	64
Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu esate nėščia arba maitinate krūtimi	64
Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų odos ir (arba) plaukų spalva netinkama, t. y.	64
Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jums diagnozuotas kuris nors iš žemiau išvardytų sutrikimų, t. y.	64
Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu vartojate kuriuos nors iš žemiau išvardytų vaistų, t. y.	65
Niekada nenaudokite prietaiso šiose kūno srityse	65
Niekada nenaudokite prietaiso ant saulėje nudegusios odos, neseniai įdegusios odos (per pastarąsias 48 valandas) arba jeigu naudojote dirbtines įdegio priemones	65
Elektromagnetiniai laukai (EML)	65
Įkrovimas	66
Paruošimas naudojimui	66
Procedūros sričių paruošimas	66
Šviesos stiprumo lygio nustatymas	67
Rekomenduojami šviesos intensyvumai (1–5)	68
Svarbu	68
Patarimai dėl įdegio	68
Prietaiso naudojimas	69
Tinkamo priedo pasirinkimas	69
Pirmas naudojimas ir odos bandymas	70
Tolimesnis naudojimas	70
Procedūros nurodymai	73
Vidutinis procedūros laikas	73
Procedūrai tinkamos sritys	73
Prietaiso naudojimas kojoms	73

Prietaiso naudojimas bikinio srityje	74
Prietaiso naudojimas pažastyse	74
Prietaiso naudojimas veido srityje (viršutinė lūpa, smakras, žandenos)	74
Kaip pasiekti geriausių rezultatų	75
Priežiūros fazė	75
Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija	75
Po naudojimo	76
Valymas ir priežiūra	76
Laikymas	77
Priedų užsakymas	77
Keičiamos dalys	77
Aplinka	78
Pakartotiniai įkraunamų baterijų išėmimas	78
Garantija ir techninė priežiūra	79
Techninės specifikacijos	80
Trikčių diagnostika ir šalinimas	80

Ivadas

Sveikiname įsigijus gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“! Kad galėtumėte naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį užregistruokite adresu www.philips.com/lumea.

Šviesa paremtas plaukų šalinimas yra vienas veiksmingiausių būdų ilgam laikui atsikratyti nepageidaujamų kūno plaukų. Jis skiriasi nuo šiuo metu namuose naudojamų plaukų šalinimo būdų, nes smarkiai slopina plaukų ataugimą. „Philips“ tyrinėjo šį būdą kartu su geriausiais dermatologais daugiau nei 10 metų. Dabar galite naudotis šia naujoviška technologija patogiai ir asmeniškai namuose, kada norite ir kur norite.

Ši įranga buvo specialiai sukurta ir pritaikyta moterims, bet ją gali naudoti ir vyrai. Naudojant „Philips Lumea Precision Plus“ galima šalinti nepageidaujamus plaukus nuo viso kūno, įskaitant veidą (viršutinę lūpą, smakrą ir žandenas), naudojant du suderintus priedus.

„Philips Lumea Precision Plus“ gali naudoti tik vienas asmuo.

Jei reikia daugiau informacijos apie „Philips Lumea Precision Plus“, žr.

www.philips.com/lumea. Reguliariai peržiūrėkite mūsų puslapį, ar nėra naujienų.

Nauda

Ši įranga turi tokių privalumų:

Intensyvi impulsinės šviesos (angl. „Intense Pulsed Light“ – IPL) technologija, skirta naudoti namuose

„Philips Lumea Precision Plus“ naudoja šviesa paremtą technologiją, vadinamą intensyvia impulsine šviesa (angl. „Intense Pulsed Light“ – IPL). IPL taip pat naudojama profesionaliuose grožio salonuose plaukams šalinti – ir jau penkiolika metų. Dabar „Philips Lumea Precision Plus“ leidžia saugiai ir veiksmingai naudoti šią naujovišką technologiją savo namuose.

Efektyvus plaukų ataugimo slopinimas – kasdien švelni oda

Šis būdas užtikrina, jog plaukai neataugs greitai, o oda išliks itin švelni.

Mūsų tyrimai parodė, jog plaukuotumas smarkiai sumažėjo jau po dviejų procedūrų. Optimalių rezultatų paprastai pasiekama po keturių ar penkių procedūrų.

Plaukų tankumo sumažėjimas pastebimas po kiekvienos procedūros. Kaip greitai poveikis pasidaro matomas ir kiek laiko rezultatas išlieka, priklauso nuo žmonių. Jei reikia daugiau informacijos, žr: skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Kaip pasiekti optimalių rezultatų“.

Švelnus poveikis, net ir jautriose kūno vietose

„Philips Lumea Precision Plus“ buvo sukurtas glaudžiai bendradarbiaujant su geriausiais dermatologais, o jo efektyvų ir švelnų poveikį net pačioms jautriausioms kūno vietoms ir veidui išbandė daugiau nei 2000 moterų.

Veikia neįjungus į elektros tinklą, todėl naudojant užtikrina laisvę ir lankstumą

Kadangi prietaisas maitinamas įkraunamais maitinimo elementais, jį galima nešioti ir naudoti kur panorėjus.

Ilgai veikiančios baterijos pakanka visam kūnui ir veidui

Visiškai įkrauta baterija galima apdoroti visą kūną ir veidą (viršutinę lūpą, pažastis, bikinio liniją ir apatines kojų dalis) vienu kartu, nedarant pertraukų baterijai įkrauti.*



*Remiantis vidutiniu kiekvienos srities procedūros laiku ir rekomenduojamu intensyvumu, kai prietaisą naudoja vienas naudotojas.

Nereikia keisti dalių, nėra netikėtų išlaidų

„Philips Lumea Precision Plus“ įmontuota aukštų techninių duomenų lempa, kurios nereikia keisti. Ši lempa gali generuoti daugiau nei 100 000 blyksnių, o tai leidžia nuolatos naudoti prietaisą ilgiau nei 5 metus* nešvaistant pinigų brangioms lempoms keisti.

*Remiantis vidutiniu kiekvienos srities procedūros laiku ir rekomenduojamu intensyvumu, kai prietaisą naudoja vienas naudotojas.

Kaip veikia „Philips“ intensyvios impulsinės šviesos technologija



Plaukų augimas

Įvairių žmonių plaukų augimo greitis skiriasi atsižvelgiant į amžių, medžiagų apykaitą ir kitus faktorius. Tačiau visų plaukai auga 3 fazėmis.

1 Augimo fazė (anageno fazė)

Plaukas aktyviai auga iš šaknies. Šioje fazėje melanino koncentracija yra didžiausia. Melaninas atsakingas už plaukų pigmentaciją. Be to, nuo melanino koncentracijos priklauso šio būdo efektyvumo faktorius. Tik tie plaukai, kurie yra augimo fazės, gali reaguoti į poveikį šviesa.

2 Silpnėjimo fazė (katageno fazė)



Plaukas nustoja augti ir, prieš jam iškrintant, susitraukia jo šaknis.

3 Poilsio fazė (telogeno fazė)

Senas plaukas atsiskiria nuo plauko folikulo ir iškrinta. Folikulas lieka ramybės būsenos, kol biologinis laikrodis nurodo jam vėl tapti aktyviam ir auginti naują plauką.

Veikimo principas

- Prietaisas veikia įkaitindamas plauką ir po oda esančią šaknį. Melaninas, esantis plauke ir plauko šaknyje, sugeria skleidžiamus šviesos impulsus. Kuo tamsesnė plauko spalva, tuo daugiau šviesos sugeriama. Šiuo procesu plaukas stimuliuojamas pereiti į ramybės fazę.



- Tarp procedūrų plaukai natūraliai iškrinta ir nebeauga. Gali praeiti viena ar dvi savaitės, kol plaukai iškris.

- Optimalus plaukų šalinimo rezultatas negali būti pasiektas panaudojus vieną kartą, nes tik augimo fazės plaukai gali reaguoti į poveikį šviesa. Procedūros metu veikiamoje vietoje esantys plaukai paprastai būna skirtingos plaukų augimo ciklo fazės. Kad veiksmingai pašalintumėte visus plaukus, turite kartoti procedūras kas dvi savaites keletą kartų. Integruotas optinis filtras apsaugo, kad UV spinduliai nepasiektų odos, ir užtikrina prietaiso saugumą odai.

Bendrasis aprašymas (Pav. 5)

- 1 Šviesos išspinduliavimo langelis su integruotu UV filtru
 - 2 Priedai
Tikslus priedas (tinka visoms kūno sritims, įskaitant viršutinę lūpą, smakrą ir žandeną)
Kūno priedas (tinka visoms kūno sritims žemiau kaklo)
 - 3 Metalinis rėmelis priedo viduje
 - 4 Saugos sistema (saugos žiedas su kontaktiniais jungikliais)
 - 5 Blyksnio mygtukas
 - 6 Intensyvumą žyminčios lemputės (1–5)
 - 7 ▲ Intensyvumo didinimo mygtukas
 - 8 ▼ Intensyvumo mažinimo mygtukas
 - 9 Įkrovimo lemputė ir maitinimo elemento išsikrovimo indikatorius
 - 10 Įjungimo / išjungimo mygtukas
 - 11 Prietaiso lizdas
 - 12 Lemputė „parengta blyksniui“
 - 13 Oro angos
 - 14 Adapteris
 - 15 Mažas kištukas
- Be to, pridedama: dėklas (SC2003/00) arba maišelis (SC2003/11) ir valymo servetėlė.

Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.



Pavojus

- Vanduo ir elektra yra pavojingas derinys. Nesinaudokite prietaisu drėgnoje aplinkoje (pvz., netoli vonios su vandeniu, veikiančio dušo ar baseino).
- Prietaisą ir adapterį laikykite sausoje vietoje.
- Jeigu prietaisas sulūžo, nelieskite jokių vidinių dalių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Niekada nekiškite jokių daiktų į prietaisą.

Ispėjimas

- Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai yra silpnesni, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu išmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prietaiso negali naudoti 15 metų nesulaukę vaikai. 15–18 metų paaugliai gali naudoti prietaisą su tėvų arba globėjų sutikimu ir (arba) pagalba. Suaugusieji nuo 19 metų ir vyresni gali laisvai naudotis prietaisu.
- Prietaisą įkraukite tik naudodami rinkinyje esantį adapterį.
- Nenaudokite prietaiso ar kroviklio, jei jie pažeisti.
- Adapteryje yra transformatorius. Kad nesukeltumėte pavojingų situacijų, jokiū būdu nenujunkite adapterio, norėdami jį pakeisti kitu kištuku.
- Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originalaus tipo adapteriu.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu sudužo UV filtras šviesos išspinduliavimo langelyje.
- Nenaudokite tikslaus priedo, jeigu rausvas stiklas sudaužytas.

Kad nesugadintumėte

- Įsitinkinkite, kad niekas neblokuoja oro srauto per ventiliacijos angas.
- Niekada stipriai nesutrenkite prietaiso, jo nepurtykite ir nenumeskite.
- Pernešę prietaisą iš labai šaltos aplinkos į labai šiltą arba atvirkščiai, prieš jį naudodami palaukite maždaug 3 valandas.
- Laikykite prietaisą dėkle arba maišelyje, kad jis neapdulkėtų.
- Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Pasinaudoję prietaisu, visada jį išjunkite.
- Nepalikite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje ar ultravioletiniuose spinduliuose keletą valandų.
- Neleiskite blyksnių virš jokio kito paviršiaus, išskyrus odą. Taip galima stipriai sugadinti priedus ir (arba) šviesos išspinduliavimo langelį. Leiskite blyksnius, tik kai prietaisas yra priglundęs prie odos.

Dėmesio

- Niekada nenaudokite prietaiso apie akis ir antakių, kad nepažeistumėte akių.
- Naudokite šį prietaisą pasirinkę tik jūsų odos tipui tinkančius nustatymus. Naudojant aukštesnio lygio nustatymus, nei rekomenduojama, gali padidėti odos reakcijos ir pašalinio poveikio rizika.
- Šis prietaisas skirtas tik nepageidaujamiems kūno plaukams nuo kūno sričių žemiau skruostikaulių, naudojant du komplekte esančius priedus, šalinti. Nenaudokite jo jokiems kitiems tikslams.

Atsiminkite, kad reikia vengti šių veiksmų, kad nesutrumpėtų jūsų „Philips Lumea Precision Plus“ eksploatavimo laikas:

- Nenaudokite prietaiso esant žemesnei nei 15 °C ir aukštesnei nei 35 °C temperatūrai.
- Prietaise yra apsaugos nuo perkaitimo funkcija. Jei prietaisas perkaista, jis nešviečia. Neišjunkite prietaiso – leiskite jam atvėsti maždaug 15 minučių prieš tęsdami procedūrą.
- Norėdami prietaisą patikrinti arba pataisyti, kreipkitės į įgaliotąjį „Philips“ techninės priežiūros centrą. Dėl nekalifikuoto taisymo prietaisas gali būti pavojingas naudotojui.
- Niekada nenaudokite prietaiso jokiais skyriuje „Kontraindikacijos“ nurodytais atvejais.

Kam NETINKA „Philips Lumea Precision Plus“?

„Philips Lumea Precision Plus“ nėra skirtas visiems. Jei kuri nors nurodytų sąlygų jums tinka, šio prietaiso jūs **negalite** naudoti!

Kontraindikacijos

Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu esate nėščia arba maitinate krūtimi.

Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų odos ir (arba) plaukų spalva netinkama, t. y.:

- Jeigu jūsų natūrali plaukų spalva poveikio vietose yra šviesiai geltona, balta, žila arba raudona.
- Jeigu jūsų odos tipas yra VI (jūs retai arba niekada nepatiriate nudegimų nuo saulės ir įdegate labai tamsiai; jūsų odos spalva yra rudai juoda arba tamsesnė). Tokiais atvejais išskyla didelė rizika išsivystyti tokiai odos reakcijai kaip spalvos pakitimas, stiprus paraudimas arba nudegimai, kai naudojate „Philips Lumea Precision Plus“. Be to, žiūrėkite skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jums diagnozuotas kuris nors iš žemiau išvardytų sutrikimų, t. y.:

- Jeigu jums nustatytos tokios odos ligos kaip aktyvus odos vėžys, esate sirgę odos vėžiu arba kitomis lokalinio vėžio rūšimis netoli srities, kurioje ketinate atlikti procedūrą.
- Jeigu turite priešvėžinių pakitimų arba daug netipinių apgamų srityse, kuriose ketinate atlikti procedūrą.
- Jei buvo pasireiškęs kolageno sutrikimas, pvz., keloidinio rando formavimasis arba sunkiai gyjančios žaizdos.
- Jei srityse, kuriose ketinate atlikti procedūrą, buvo aptikta kraujagyslių liga, pvz., išsiplėtusios venos arba venų eklazija.
- Jeigu jūsų oda yra jautri šviesai ir lengvai išsivysto bėrimai arba alerginė reakcija.
- Jei odos srityse, kuriose atliksite procedūrą, yra infekcija, egzema, nudegimų, uždegimo paveiktų folikulų, atvirų įdrėkimų, nubrozdinimų, herpesas, žaizdų ar pažeidimų ir kraujosruvų.
- Jeigu patyrėte operaciją srityje, kurioje ketinate atlikti procedūrą.
- Jei sergate epilepsiją, pasireiškiančią dėl jautrumo mirksinčiai šviesai.
- Jei sergate diabetu, raudonąja villkige, porfirija arba išemine širdies liga.
- Jeigu turite kokių nors kraujavimo sutrikimų.
- Jeigu jums buvo diagnozuota imuninės sistemos liga (įskaitant ŽIV infekciją arba AIDS).

Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu vartojate kuriuos nors iš žemiau išvardytų vaistų, t. y.:

- Jeigu jūsų oda šiuo metu gydoma ar neseniai buvo gydoma alfa hidroksirūgštimis (AHA), beta hidroksirūgštimis (BHA), topiniu izotretinoinu ir azelaino rūgštimi.
- Jeigu bet kokia forma naudojote izotretinoiną „Accutane®“ arba „Roaccutane®“ per pastaruosius šešis mėnesius. Dėl šios procedūros oda gali tapti neatspari sužeidimams, žaizdoms ar sudirgimams.
- Jei vartojate skausmą malšinančius vaistus, slopinančius odos jautrumą karščiui.
- Jeigu vartojate šviesai jautrias medžiagas ar vaistus, perskaitykite vaistų pakuotės lapelį ir jokių būdu nenaudokite prietaiso, jeigu nurodyta, kad tai gali sukelti fotoalergines reakcijas, fototoksines reakcijas, arba jeigu turite vengti saulės spindulių, kai vartojate šiuos vaistus.
- Jei vartojate krešėjimą mažinančius vaistus, pvz., didelius kiekius aspirino, ir negalite padaryti mažiausiai 1 savaitės pertraukos prieš kiekvieną procedūrą.
- Jeigu vartojate imuninę sistemą slopinančius vaistus.

Niekada nenaudokite prietaiso šiose kūno srityse:

- Apie akis ir prie antakių.
- ant spenelių, areolės, vidinių lytinių lūpų, vaginos, išeinamosios angos, šnervėse ir ausyse.
- Vyrų neturi jo naudoti ant kapšelio ir veido.
- Ant arba greta dirbtinių elementų, pvz., silikoninių implantų, širdies stimuliatorių, poodinių injekcijų kateterių (insulino pompų) arba auskarų.
- Nepasitarę su gydytoju, procedūros neatlikite ant apgamų, strazdanų, stambių venų, tamsesnės pigmentacijos sričių, randų, odos anomalijų. Atlikus procedūrą šiose srityse, oda gali nudegti ir pakisti jos spalva, dėl to gali būti sunkiau atpažinti odos ligas (pvz., odos vėžį).
- Ant karpų, tatuiruočių ar ilgalaikio makiažo. Atlikus procedūrą šiose srityse, oda gali nudegti arba gali pakisti jos spalva (hipopigmentacija arba hiperpigmentacija).
- Srityse, kuriose naudojate ilgai veikiančią dezodorantą. Tai gali sukelti odos reakciją. Žr: skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

Niekada nenaudokite prietaiso ant saulėje nudegusios odos, neseniai įdegusios odos (per pastarąsias 48 valandas) arba jeigu naudojote dirbtines įdegio priemones:



- Bet kokio tipo odos įdegis gali turėti neigiamos įtakos procedūros saugai. Tai taikoma tiek natūraliam įdegiumi saulėje, tiek dirbtiniams įdegio būdams, tokiems kaip įdegio losjonai, deginimosi įranga ir t. t. Jeigu esate įdege arba ketinate degintis, žr: skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalį „Patarimai dėl įdegio“.

Pastaba. Šis sąrašas nėra galutinis. Jeigu nesate įsitikinę, kad galite naudoti prietaisą, pasikonsultuokite su gydytoju.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EML) standartus. Remiantis dabartine mokslinė informacija, prietaisą naudojant tinkamai ir pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, jį naudoti saugu.

Įkrovimas



Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą ir tada, kai baterijos yra išsiekvojusios, visiškai jas įkraukite. Baterijos visiškai įkraunamos per 1 val. 40 min.

Įkraukite prietaisą, kai jį naudojant įkrovimo lemputė šviečia oranžine spalva, rodydama, kad baterijos įkrova žema ir greitai išsiekvos.

Visiškai įkrautomis baterijomis galima atlikti mažiausiai 370 blyksnių, kai nustatyta šviesos intensyvumo reikšmė 5.

Visiškai įkraukite prietaisą kas 3 ar 4 mėnesius, net jei ilgesnį laiką jo nenaudojate.

Įkraukite prietaisą taip:

1 Išjunkite prietaisą.

2 Įkiškite mažą kištuką į prietaisą ir adapterį įjunkite į sieninį elektros lizdą.

▶ Įkrovimo lemputė, nurodanti, kad prietaisas įkraunamas, šviečia žaliai.

▶ Kai baterijos visiškai įkrautos, įkrovimo lemputė nuolat dega žaliai.

Pastabos:

- Kraunant adapteris ir prietaisas pasidaro šilti. Tai normalu.
- Kraunant prietaiso naudoti negalima.
- Šiame prietaise yra apsaugos nuo baterijos perkaitimo funkcija ir jį nekraunama, jeigu kambario temperatūra viršija 40 °C.

Įkraudami prietaisą, neuždenkite jo ir adapterio.

3 Įkrovę maitinimo elementą, ištraukite adapterį iš sieninio elektros lizdo, o mažąjį kištuką – iš prietaiso.

Paruošimas naudojimui

Siekdami optimalių rezultatų ir didžiausio efektyvumo, toliau pateiktu būdu paruoškite odos sritis, kuriose ketinate atlikti procedūrą.


Procedūros sričių paruošimas

1 Tol, kol plaukai atauga, sritis, kuriose ketinate atlikti procedūrą, nuskuskite.

Pastaba. Jeigu paskutinį kartą depiliavotės šalindami plaukus su šaknimis (pvz., epilatoriumi, vašku ir t. t.), prieš naudodami „Philips Lumea Precision Plus“ palaukite, kol plaukai pastebimai ataugs. Nenaudokite depiliavimo kremų vietoj skutimosi priemonių.

Įsidėmėkite, kad atliekant procedūrą nenuskustose arba blogai nuskustose srityse gali atsirasti įvairių nepageidaujamų reiškinių:

- Šviesos sklaidimo langelis gali užsiteršti iškritusiais plaukais ir nešvarumais. Užterštas šviesos išspinduliavimo langelis ir priedas gali sutrumpinti prietaiso eksploatavimo laiką ir efektyvumą. Be to, ant šviesos išspinduliavimo langelio ir priedų dėl taršos gali atsirasti nudegimų arba juodų dėmių, dėl kurių procedūra gali tapti skausminga arba sukelti tokias odos reakcijas kaip paraudimas arba spalvos pakitimas.
- Plaukeliai ant jūsų odos gali imti degti ir skleisti nemalonų kvapą.



- 2 Nuvalykite odą ir įsitinkinkite, kad ji sausa ir ant jos neliko plaukų, riebalų ir aliejų (pvz., kosmetikos priemonių, tokių kaip dezodorantai, losjonai, kvėpalai, savaiminio įdegio kremai ir kremai nuo saulės).
- 3 Patikrinkite prietaisą, ypač šviesos išspinduliavimo langelį ir priedą, ar nėra įstrigusių plaukų, dulkių ir odos dalelių. Jeigu matote kokių nors teršalų, išvalykite prietaisą pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Pastabos:

- Jeigu skutantis atsirado žaizdelių ar pažeidimų, oda gali tapti jautresnė ir šviesos procedūros kartais gali būti nemalonus.
- Plaukams nustojus ataugti, o tai dažniausiai nutinka po 4–5 procedūrų, jums nebereikia jos skusti prieš naudojant prietaisą.

Šviesos stiprumo lygio nustatymas

„Philips Lumea Precision Plus“ yra prietaisas, skirtas naudoti namuose, todėl negali būti lyginamas su profesionalia šviesa paremta įranga, atsižvelgiant į skausmo pojūtį. „Philips Lumea Precision Plus“ skleidžiami šviesos impulsai yra švelnesni nei profesionalių prietaisų, todėl galite tikėtis **tinkamo** ir **veiksmingo** poveikio.

Šviesos intensyvumą turite nustatyti atsižvelgdami į odos ir kūno plaukų spalvą ir į lygį, kuris jums nekelia nemalonių pojūčių.

Žemiau pateikta lentelė su rekomenduojamais šviesos intensyvumo nustatymais padės jums nustatyti tinkamą šviesos intensyvumą

- 1 Vadovaudamiesi žemiau pateikta lentele nustatykite, kuris šviesos intensyvumas labiausiai atitinka jūsų odos ir kūno plaukų spalvą, ir patikrinkite, ar šis metodas jums tinka (jei netinka, lentelėje tai žymima x).
- 2 Kiekvienai kūno sričiai ir gal net atskiroms kūno sričių vietoms reikalingas atitinkamas šviesos intensyvumas, kaip rekomenduojama žemiau pateiktoje lentelėje. Metodas yra veiksmingesnis esant didesniam intensyvumui, bet turite sumažinti šviesos intensyvumą, jeigu jaučiate skausmą ar diskomfortą.

Pastaba. Reikalingas šviesos intensyvumas įvairioms kūno dalims gali skirtis dėl skirtingos kūno spalvos. Pavyzdžiui, oda apatinėje kojų dalyje gali būti tamsesnė nei oda pažastyse dėl didesnio saulės poveikio.

Asmenims, kurių oda tamsi, yra didesnė tikimybė, kad oda sudirgs, nes ji absorbuoja daugiau šviesos. Todėl jiems rekomenduojama nustatyti žemesnį šviesos intensyvumą.

Dėl šviesos impulsų odai gali būti jaučiama šiluma ar karštis, bet jie neturi būti skausmingi. Informacijos, kaip apsaugoti nuo odos reakcijų, rasite skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalyje „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

Rekomenduojami šviesos intensyvumai (1–5)

Žemiau esančioje lentelėje „x“ reiškia, kad prietaisas jums netinka.

Odos spalva ir ypatybės:	Balta (saulėje visada nudega, neįdega)	Smėlio (saulėje lengvai nudega, beveik neįdega)	Šviesiai ruda (saulėje kartais nudega, gerai įdega)	Vidutiniškai ruda (saulėje retai nudega, greitai ir gerai įdega)	Tamsiai ruda (saulėje retai nudega, labai gerai įdega)	Rudai juoda ir tamsesnė (retai arba niekada nudega saulėje, labai tamsiai įdega)
Kūno plaukų spalva:						
tamsiai geltoni / šviesiai rudi / rudi / tamsiai rudi / juodi	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
balti / žili / raudoni / šviesiai geltoni	x	x	x	x	x	x

Svarbu

Norėdami patikrinti, ar „Philips Lumea Precision Plus“ jums tinka, žr. skyrių „Kam „Philips Lumea Precision Plus“ netinka?“

Jeigu jūsų oda yra įdegusi natūralioje saulės šviesoje ar dirbtiniu būdu, ji gali būti tamsesnė nei ankstesnės procedūros metu. Žiūrėkite aukščiau pateiktą lentelę ir sužinokite, kurie nustatymai tinka jūsų odos spalvai.

Patarimai dėl įdegio**Deginimasis saulėje prieš procedūrą**

- Jeigu oda įdegusi, atlikite odos bandymą (žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Pirmas naudojimas“) toje vietoje, kur atliksite procedūrą, kad nustatytumėte tinkamą šviesos intensyvumą. Tą neatlikus iškyla rizika, jog kils odos reakcija atlikus procedūrą „Philips Lumea Precision Plus“.
- Pasideginę saulėje palaukite mažiausiai 48 valandas prieš naudodami prietaisą. Deginimasis saulėje gali patamsinti odą (idegi) ir (arba) sukelti nudegimus (odos paraudimą).
- Po šių 48 valandų patikrinkite odą, ar nėra likę nudegimo požymių. Nenaudokite „Philips Lumea Precision Plus“, kol nepraeis nudegimas.
- Kai nudegimas išnyks, atlikite odos bandymą (žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Pirmas naudojimas“) toje vietoje, kur atliksite procedūrą, kad nustatytumėte tinkamą šviesos intensyvumą.

Deginimasis saulėje po procedūros

- Palaukite mažiausiai 24 valandas po procedūros, prieš degindami saulėje procedūros paveiktas vietas. Net po 24 valandų prieš degindami išitikinkite, kad procedūros vietoje oda nebėra paraudusi.
- Uždenkite vietas, kuriose atlikote procedūrą, kai esate saulėje, arba naudokite apsauginį kremą (SPF 30+) dvi savaites po procedūros.
- Procedūros paveiktų vietų neuždengus nuo saulės šviesos iškart po procedūros, gali padidėti rizika, jog atsiras nepageidaujamas šalutinis poveikis ir odos reakcija. Žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

Deginimasis dirbtinėje šviesoje

- Laikykitės instrukcijų, pateiktų ankstesnėse dalyse „Deginimasis saulėje prieš procedūrą“ ir „Deginimasis saulėje po procedūros“.

Dirbtinis įdegis naudojant kremą

- Jeigu naudojote dirbtinio įdegio losjoną, palaukite, kol dirbtinis įdegis visiškai išnyks, prieš naudodami „Philips Lumea Precision Plus“.


Pastaba. Daugiau informacijos apie nepageidaujamas odos reakcijas rasite skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalyje „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

Prietaiso naudojimas

Žiūrėkite rekomenduojamo šviesos intensyvumo lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumo nustatymas“ norėdami nustatyti, koks šviesos intensyvumas tinkamiausias jūsų odos ir kūno plaukų spalvai. Naudokite prietaisą **gerai apšviestoje** patalpoje – taip sumažinamas matomas blyksnio ryškumas. Prieš naudodami prietaisą nuskuskite sritį, kurioje ruošiatės atlikti procedūrą (žr. skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalį „Procedūros sričių paruošimas“).

Jeigu bet kuriuo metu procedūra pasidaro nepakenčiamai skausminga, sumažinkite šviesos intensyvumo nustatymą, kol procedūra nebekels nemalonaus jausmo. Jeigu pastebite, kad odos reakcija yra stipresnė nei nedidelis paraudimas, iškart sustabdykite procedūrą ir perskaitykite dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“ šiame skyriuje.


Tinkamo priedo pasirinkimas



- Kūno priedas

Kūno priedu galima pašalinti nepageidaujamus kūno plaukus visose kūno vietose žemiau kaklo (išimties nurodytos skyriaus „Svarbu“ dalyje „Kontraindikacijos“). Kūno priedas gali apimti 4 cm² plotą ir yra specialiai skirtas didesnėms sritims, pavyzdžiui, kojoms.

Nenaudokite kūno priedo ant veido.




- Tikslus priedas

Tiksliaame priede integruotas papildomas šviesos filtras ir gali būti naudojamas nepageidaujamiems veido plaukams nuo viršutinės lūpos, smakro ir žandėnų itin saugiai pašalinti. Be to, jį galima naudoti kitoms jautrioms kūno vietoms, tokioms kaip pažastys ir bikinio sritis, arba sunkiai prieinamoms vietoms.


Niekada nenaudokite apie akis ir prie antakių.

Pirmas naudojimas ir odos bandymas


- 1 Pasirinkite priedą, kuris būtų tinkamas sričiai, kurioje ruošiatės atlikti procedūrą.
- 2 Parinkite sritį netoli tos vietos, kur ruošiatės atlikti procedūrą.



Pastaba. Prieš naudodami prietaisą viršutinei lūpai, smakrui ar žandenoms, pasirinkite sritį be apgamų ir plaukų po ausimi ir atlikite odos bandymą.




- 3 Prietaisui įjungti paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
 - ▶ Prietaisas visada automatiškai paleidžiamas mažiausiu intensyvumu.



- 4 Atlikite vieną blyksnį mažiausiu jūsų odos tipui rekomenduojamu intensyvumu (instrukcijos, kaip atlikti blyksnį, pateikiamos 6–9 veiksmuose šio skyriaus dalyje „Tolimesnis naudojimas“).
- 5 Kol jaučiatės patogiai (nėra skausmo), didinkite nustatymą po vieną lygį jūsų odos tipui rekomenduojamo diapazono ribose ir kiekvienu nustatymu atlikite po vieną blyksnį. Neleiskite daugiau nei vieno blyksnio toje pačioje vietoje.
- 6 Atlikę odos bandymą palaukite 24 valandas ir patikrinkite, ar nėra kokios nors odos reakcijos. Jeigu pastebėjote odos reakciją, toliau naudokite pasirinkę aukščiausią reikšmę, kuri nesukėlė odos reakcijos.


Kai naudojate prietaisą pirmą kartą, patariame atlikti odos bandymą toje srityje, kur ruošiatės atlikti procedūrą, kad patikrintumėte odos reakciją į procedūrą ir priprastumėte prie šviesos procedūrų.

Tolimesnis naudojimas




- 1 Prieš kiekvieną procedūrą nuvalykite priedus, šviesos išspinduliavimo langelį ir metalinį rėmelį „Philips Lumea Precision Plus“ priedo viduje. Jei reikia daugiau informacijos, žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
- 2 Pasirinkite priedą, kuris būtų tinkamas sričiai, kurioje ruošiatės atlikti procedūrą.
- 3 Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Pastaba. Normalu, kad prietaisas ir priedas naudojant išsyla.




- 4** Pradėkite kiekvieną procedūrą labai atidžiai pasirinkę šviesos intensyvumą pagal odos jautrumą ir tai, kaip patogia jausitės procedūros metu.


Jūsų oda skirtingomis dienomis ar atskirais atvejais gali skirtingai reaguoti dėl daugelio priežasčių ir ypač pasideginus. Jei reikia daugiau informacijos, žr. šio skyriaus dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.



- 5** Paspauskite mygtuką ▲, norėdami padidinti intensyvumą. Norėdami sumažinti intensyvumą, paspauskite mygtuką ▼.
- ▮ Kiekvienąkart jums paspaudus mygtuką, atitinkamą intensyvumą žyminti lemputė įsižiebia. Tai trunka kelias sekundes.




- 6** Priglauskite prietaisą statmenai odai taip, kad priedas ir saugos žiedas glaustųsi prie odos.





- 7** Švelniai spausdami, saugos žiedą visiškai prispauskite prie odos.

Pastaba. Saugos žiedas turi kontaktinius jungiklius, kurie sudaro prietaiso saugos sistemą. Šis saugos žiedas apsaugo, kad nebūtų atliktas blyksnis, nepridėjus prietaiso prie odos.



- ▮ Lemputė „pasiruošęs blyksniui“ prietaiso gale šviečia žaliai, kai visi saugos žiedo kontaktiniai jungikliai liečiasi su oda ir prietaisas yra įkrautas. Tai gali užtrukti keletą sekundžių.

Patarimas. Jei norite, kad prietaisą būtų lengviau naudoti, ištempkite odą toje srityje, kurioje atliekate procedūrą. Srityse, kur oda yra minkštesnė, gali reikėti stipriau prispausti prietaisą, kad būtų paspausti visi kontaktiniai jungikliai.




- 8** Paspauskite blyksnio mygtuką, kad įvyktų blyksnis. Dabar turite 2 galimybes atlikti kitą blyksnį:

- A Laikykite blyksnio mygtuką paspaustą. Prietaisas generuos blyksnius vieną po kito, kol saugos žiedas bus gerai priglundęs prie odos. Kai tik prietaisas sublyksės, perstumkite prietaisą į kitą vietą. Įsitikinkite, kad saugos žiedas gerai priglundęs prie odos. Šis „Slinkimo ir blyksnių režimas“ yra itin patogus atliekant procedūras didesnėje srityje, tokioje kaip kojos.
- B Atleiskite blyksnio mygtuką po kiekvieno blyksnio. Norėdami atlikti kitą blyksnį, pastatykite prietaisą greta ankstesnio blyksnio vietos. Įsitikinkite, kad saugos žiedas gerai priglundęs prie odos. Šis „Perkėlimo ir blyksnio režimas“ padeda tiksliai apdoroti tokias sritis kaip viršutinė lūpa, keliai arba kulkšnys.

Pastaba. Po kelių sekundžių prietaisas bus pasiruošęs kitam blyksniui, todėl būtinai perkeltite jį į kitą vietą iškart po blyksnio.

Neatlikite keleto blyksnių toje pačioje vietoje vieno seanso metu. Dėl to procedūra nepadidina veiksmingumą, bet padidėja rizika, jog gali kilti odos reakcija.

Pastaba. Matoma šviesa, sklindanti iš po prietaiso, yra blyksnio atspindys nuo odos ir nėra kenksminga jūsų akims. Naudojant prietaisą nėra būtina naudoti apsaugančius akinius.



- 9** Kad neliktų sričių, kuriose procedūra būtų neatlikta, pasistenkite, kad kiekvieną kartą priglaudžiant prietaisą prie odos nauja sritis šiek tiek persidengtų su sritimi, kurioje procedūra ką tik buvo atlikta. Efektyvi šviesa sklinda tik iš šviesos išspinduliavimo langelio. Užtikrinkite, kad blyksniai būtų atliekami vieni šalia kitų.
- 10** Atlikę procedūrą, prietaisą išjunkite.
- 11** Panaudoję patikrinkite, ar šviesos išspinduliavimo langelyje ir priede nėra plaukų ir nešvarumų, ir nuvalykite prietaisą (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).

Procedūros nurodymai

Vidutinis procedūros laikas

Sritis	Apytikslė procedūros trukmė	Rekomenduojamas priedas
Pažastims	1 minutė kiekvienai pažasčiai	Kūno / tikslus priedas
Bikinio linija	1 minutė kiekvienai pusei	Kūno / tikslus priedas
Visa bikinio sritis	4 minučių	Kūno / tikslus priedas
Viena blauzda	8 minutės	Kūno priedas
Viena koja	14 minučių	Kūno priedas
Viršutinė lūpa / smakras / žandenas	1 minutė	Tikslus priedas

Pastaba. Anksčiau pateikti vidutiniai procedūrų laikai buvo nustatyti atliekant tyrimus ir bandymus. Individualūs skirtingų asmenų procedūrų laikai gali būti skirtingi.

Pastaba. Visiškai įkrautomis baterijomis galima atlikti mažiausiai 370 blyksnių, kai intensyvumo reikšmė yra 5. Kiek laiko galėsite naudoti prietaisą, priklauso nuo apdorojamos srities dydžio ir naudojamo intensyvumo nustatymo.

Procedūrai tinkamos sritys

Prietaisas skirtas nepageidaujamiems plaukams nuo viršutinės lūpos, smakro, žandenu, iš pažastų, nuo rankų, pilvo, bikinio srities ir kojų, pašalinti.

Prietaiso naudojimas kojoms

Norėdami sužinoti, kurie nustatymai tinkami jūsų kojoms, žr. rekomenduojamų šviesos intensyvumų lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumo nustatymas“.

- Galite vesti prietaisą aukštyn ir žemyn arba skersai, kaip jums patogiau.


Pastaba. Kaulėtos vietos, tokios kaip blauzdikaulis ir kulkšnys, yra jautresnės nei kitos kūno sritys. Kai stipriai prispaudžiate priedą tose srityse, didesnė tikimybė, kad įvyks odos reakcija, tokia kaip odos sudirginimas ir paraudimas. Žiūrėkite šio skyriaus dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“. Spauskite priedą prie odos tik tiek, kad užsidegtų lemputė „pasiruošęs blyksniui“, bet ne stipriau.

Patarimas. Prietaisas gali palikti įspaudus ant odos procedūros vietose. Pagal šiuos įspaudus galite matyti, kurių vietų nebereikia apdoroti.

Visiškai įkrauta baterija galima apdoroti visą kūną ir veidą (viršutinę lūpą, pažastis, bikinio liniją ir apatinę kojų dalį) vienu kartu.* Jeigu prietaisu atliekate procedūrą ir apatinėje, ir viršutinėje kojų dalyse, procedūros metu gali tapti pakartotinai įkrauti prietaisą. Tai normalu. Kiek laiko galite naudoti prietaisą, priklauso nuo srities dydžio ir naudojamo intensyvumo nustatymo.

*Remiantis vidutiniu kiekvienos srities procedūros laiku ir rekomenduojamu intensyvumu, kai prietaisą naudoja vienas naudotojas.

Patarimas. Daugelis naudotojų suderina kojų procedūrą su kita veikla namuose, pavyzdžiui, žiūri televizorių ar klausosi muzikos. Jūs taip pat galite tai pabandyti, kad jaustumėtės maloniau ir labiau atsipalaidavę.



Prietaiso naudojimas bikinio srityje

Norėdami sužinoti, kurie nustatymai tinkami jūsų bikinio sričiai, žr: rekomenduojamų šviesos intensyvumų lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumo nustatymas“.

Iš esmės, „Philips Lumea Precision Plus“ yra pakankamai saugus ir švelnus, kad būtų galima naudoti visoje bikinio srityje (pvz., braziliškam arba Holivudo stiliui). Naudokite žemesnį nustatymą tamsesnės pigmentacijos, jautresnei odai bikinio srityje. Nenaudokite prietaiso vidinėms lūpoms, vaginai ir išangei. Vyrai, kurie nori atlikti procedūrą intymiose vietose, neturėtų naudoti prietaiso kapšeliui.

Pastaba. Higienos sumetimais visada išvalykite priedą prieš pradėdami procedūrą kitose kūno srityse.

Prietaiso naudojimas pažastyse

Norėdami sužinoti, kurie nustatymai tinkami jūsų pažastims, žr: rekomenduojamų šviesos intensyvumų lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumo nustatymas“.

Prieš procedūrą būtinai pašalinkite visus dezodoranto, kvepalų, kremo ar kitų odos priežiūros produktų likučius iš pažastų.

Patarimas. Kad pašalintumėte visus pažastų plaukus, stovėkite prieš veidrodį, kad gerai matytumėte apdorojamą vietą ir lemputę „pasiruošęs blyksniui“. Pakelkite ranką ir uždėkite delną ant sprando, kad įsitemptų oda pažastyje. Šioje padėtyje saugos žiedas geriau prisispaus prie odos, todėl bus paprasčiau atlikti procedūrą.

Pastaba. Atsispindėjusi šviesa nepakenks jūsų akims. Jeigu ryški šviesa jums nemaloni, prieš blyksnį užsimerkite.

Prietaiso naudojimas veido srityje (viršutinė lūpa, smakras, žandenas)

Norėdami sužinoti, kurie nustatymai tinkami jūsų veidui (viršutinei lūpai, smakrui, žandenoms), žr: rekomenduojamų šviesos intensyvumų lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumo nustatymas“. Visada naudokite tik **tikslų priedą** apdorodami viršutinę lūpą, smakrą ir žandenas. Niekada nenaudokite prietaiso apie akis arba prie antakių. Kai apdorojate viršutinę lūpą, smakrą arba žandenas, būtinai saugokite veidą nuo tiesioginių saulės spindulių 24 valandas po procedūros. Naudokite apsauginį kremą (SPF 30+) dvi savaites po procedūros, jeigu tenka būti tiesioginiuose saulės spinduliuose.

Patarimas. Kad pašalintumėte visus plaukus nuo viršutinės lūpos, smakro ir žandenu, stovėkite prieš veidrodį, kad gerai matytumėte apdorojamą vietą ir lemputę „pasiruošęs blyksniui“.

Patarimas. Dėl žandikaulio kontūro gali būti sudėtinga prispausti visą saugos žiedą prie odos ir įjungti blyksnį. Tai bus lengviau atlikti, jeigu laikysite liežuvi tarp dantų ir viršutinės lūpos arba išpūsite skruostus.

Patarimas. Atsispindėjusi šviesa nepakenks jūsų akims. Jeigu ryški šviesa jums nemaloni, prieš blyksnį užsimerkite.



Kaip pasiekti geriausių rezultatų

- Įprasta, kad plaukai vis dar matomi po keletu pirmųjų procedūrų (žr. skyriaus „Ižanga“ dalį „Darbo principai“, kurioje pateikiama daugiau informacijos).
- Kad sėkmingai pašalintumėte visus plaukus ir plaukų folikulai vėl netaptų aktyvūs, pirmuosius du mėnesius procedūrą reikia kartoti kas dvi savaites. Tada jūsų oda turi tapti švelni ir be plaukų. Norėdami sužinoti, kaip išlaikyti šiuos rezultatus, perskaitykite dalį „Priežiūros fazė“.

Priežiūros fazė

- Kad jūsų oda išliktų švelni, patariame kartoti procedūrą kas 4–8 savaites. Laikas tarp procedūrų gali kisti, atsižvelgiant į jūsų plaukų ataugimą skirtingose kūno vietose. Jeigu labai daug plaukų atauga tarp procedūrų, paprasčiausiai sutrumpinkite intervalą tarp procedūrų, bet nevykdykite procedūrų dažniau kaip kas dvi savaites. Kai naudojate prietaisą dažniau nei rekomenduojama, procedūra nepasidaro veiksmingesnė, bet padidėja rizika, jog gali kilti odos reakcija.

Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija

Bendrojo pobūdžio odos reakcijos:

- Jūsų oda gali šiek tiek parausti ir (arba) peršėti, dilgčioti ar sušilti. Ši reakcija visiškai nekenksminga ir greitai praeina.
- Trumpam gali atsirasti reakcija, panaši į nudegimą saulėje. Jeigu ji nepranyksta per 3 dienas, rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju.
- Oda gali išsausėti ir imti niežėti dėl kartu atliekamo skutimo ir šviesos procedūros. Tai nekenksminga ir praeina po keletu dienų. Galite atvėsinti šią sritį ledu arba drėgna veido servetėle. Jeigu sausumas išlieka, galite patepti tą vietą bekvape drėkinamąja priemone praėjus 24 valandoms po procedūros.

Retai pasitaikantis pašalinis poveikis:

- Nudegimai, stiprus paraudimas ir patinimas: šios reakcijos pasireiškia labai retai. Tai įvyksta, kai naudojamas šviesos intensyvumas yra per aukštas jūsų odos spalvai. Jeigu šios reakcijos nedingsta per 3 dienas, rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju. Atidėkite kitą procedūrą, kol oda visiškai išgis, ir būtinai naudokite mažesnę šviesos intensyvumą.
- Odos spalvos pokyčiai: tai įvyksta labai retai. Odos spalvos pokyčiai pasireiškia kaip tamsesnės (hiperpigmentacija) arba šviesesnės (hipopigmentacija) dėmės, palyginti su aplink esančia oda. Tai įvyksta, kai naudojamas šviesos intensyvumas yra per aukštas jūsų odos spalvai. Jeigu spalvos pokyčiai nedingsta per 2 savaites, rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju. Nevykdykite procedūros vietose, kur pakito odos spalva, kol nedings spalvos pokyčiai ir oda neįgaus savo įprastos spalvos.
- Odos infekcija ir uždegimas: tai įvyksta labai retai ir galbūt dėl to, kad prietaisas buvo naudojamas virš žaizdelių arba įpjovimų, atsiradusių skutantis, virš jau esančių žaizdų ir įaugusių plaukų.
- Didelis skausmas: jis pasireiškia procedūros metu arba po jos, jeigu naudojote prietaisą ant nenuskustos odos, jeigu naudojote prietaisą šviesos intensyvumu, kuris yra per didelis jūsų odos spalvai, jeigu atlikote blyksnius toje pačioje vietoje daugiau nei vieną kartą ir jeigu naudojote prietaisą virš atvirų žaizdų, uždegimų, infekcijų, tatuiruočių, nudegimų ir t. t. Norėdami rasti daugiau informacijos, žr. skyriaus „Svarbu“ dalį „Kontraindikacijos“.

Po naudojimo

- Nenaudokite jokios kvapios kosmetikos tose vietose, kuriose ką tik buvo atlikta procedūra.
- Nenaudokite dezodoranto pažastyse iškart po procedūros. Palaukite, kol visiškai išnyks odos paraudimas.
- Žr. skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalį „Patarimai dėl įdegio“, kurioje pateikiama informacijos apie deginimąsi saulėje ir dirbtinį įdegį.

Valymas ir priežiūra

Kad rezultatai būtų optimalūs, o prietaisą eksploatuotumėte ilgai, išvalykite jį kiekvieną kartą prieš naudodami ir panaudoję, jeigu reikia, ir procedūros metu. Prietaiso veiksmingumas sumažės, jeigu jo gerai neišvalysite.

Niekada neplaukite prietaiso ar jo dalių po vandens čiaupu ar indaplovėje.

niekada nenaudokite šiurkščių kempinių, šlifuojamųjų valiklių arba šerdinančių skysčių, pvz., benzino arba acetono prietaisui valyti.

Niekada nebraižykite šviesos išspinduliavimo langelio arba metalinio rėmelio priedų viduje.

Pastaba. Pasirūpinkite, kad saugos žiedo kontaktiniai jungikliai neužstrigtų dėl nešvarumų, esančių aplink juos.

Pastaba. Nebenaudokite prietaiso, kai nebegalima išvalyti šviesos išspinduliavimo langelio arba priedų. Jei reikia keičiamų dalių, žr. skyrių „Priedų užsakymas“.

- 1** Išjunkite prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti.

Pastaba. Naudojant prietaisą šviesos išspinduliavimo langelis įkaista. Prieš valydami leiskite jam atvėsti.



- 2** Norėdami nuimti priedą, įstatykite pirštus į viršuje ir apačioje esančias išpjovas ir atsargiai patraukite. Priedą turėtumėte lengvai nuimti.


- 3** Sudrėkinkite komplekte esančią švelnią servetėlę keliais lašais vandens ir ja nuvalykite šias dalis:

- šviesos išspinduliavimo langelį
- išorinį priedų paviršių
- metalinį rėmelį priedų viduje
- rausvą filtro stiklą tiksliaame priede

Pastaba. Jeigu vandeniu nepakankamai nuvalo, anksčiau paminėtoms dalims valyti naudokite kelis lašus didelės koncentracijos alkoholio.

Pastaba. Užterštas šviesos išspinduliavimo langelis ir (arba) priedas gali atrodyti kaip šiame paveikslėlyje. Būtinai nuvalykite priedą kiekvieną kartą prieš naudodami ir panaudoję, o jeigu reikia, ir procedūros metu pagal šioje dalyje pateiktas instrukcijas.





Patarimas. Jeigu nebeįmanoma nuvalyti priedų kraštų komplekte esančia valymo servetėle, naudokite medžiaginį tamponą. Įsitikinkite, kad neliko pūkelių arba odos dalelių ant priedo arba šviesos išspinduliavimo langelio.

- 4** Jeigu reikia, nuvalykite prietaiso išorę sausa, švelnia valymo servetėle, esančia prietaiso komplekte.

Laikymas

- 1** Išjunkite prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti.
- 2** Prieš padėdami prietaisą į jo saugojimo vietą, jį nuvalykite.
- 3** Įdėkite prietaisą į komplekte esantį dėklą arba maišelį. Įsitikinkite, kad tikslus priedas yra ant prietaiso.
- 4** Prietaisą laikykite sausoje vietoje, esant nuo 0 °C iki 60 °C temperatūrai.

Priedų užsakymas

Norėdami įsigyti šio prietaiso priedų, apsilankykite mūsų internetinėje parduotuvėje adresu **www.shop.philips.com/service**. Jei internetinės parduotuvės jūsų šalyje nėra, apsilankykite pas savo „Philips“ atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centre. Jeigu įsigyjant prietaiso priedų kilo kokių nors sunkumų, kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą. Jo kontaktinius duomenis rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke.

Keičiamos dalys

Galima įsigyti šias keičiamas dalis:

- Kūno priedas
- Tikslus priedas
- Adapteris
- Dėklas
- Kreišelis

Aplinka




- Susidėvėjusio prietaiso neišmeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos.




- Integruotose įkraunamose maitinimo elementuose yra medžiagų, kurios gali teršti aplinką. Prieš išmesdami prietaisą arba atiduodami į surinkimo punktą, būtinai išimkite maitinimo elementus. Juos atiduokite į maitinimo elementų surinkimo punktą. Jei maitinimo elementų išimti nepavyksta, prietaisą galite nunešti į „Philips“ techninės priežiūros centrą. Centro darbuotojai išims maitinimo elementus ir išmes juos neteršdami aplinkos.

Pakartotinai įkraunamų baterijų išėmimas


Baterijas išimkite tik tada, kai jos yra visiškai išsikrovę.




- 1 Atjunkite prietaisą nuo adapterio.
- 2 Leiskite prietaisui veikti, kol baterijos visiškai išsikraus. Įjunkite prietaisą ir leiskite blyksnius, kol prietaiso nebegalėsite įjungti.
- 3 Įstatykite ylą arba kitą smailų įrankį į prietaiso apačioje esantį dangtelį ir lenkdami jį išimkite.




- 4 Atsuktuvu išsukite du varžtus rankenos apačioje.




- 5 Nuimkite apatinę rankenos dalį ir nukirpkite du laidus, jungiančius apatinę dalį su prietaisu.



- 6 Atitraukite baterijos jungtis nuo baterijos kontaktų plonomis ilgomis replėmis.



- 7 Ištraukite įkraunamas baterijas iš prietaiso plonomis ilgomis replėmis.



- 8 Nukirpkite po vieną du laidus, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas dėl likusios įkrovos.

Garantija ir techninė priežiūra

Prireikus techninės priežiūros paslaugų, informacijos ar jei iškilo problema, apsilankykite „Philips“ svetainėje adresu www.philips.com/support arba susisiekite su jūsų šalyje esančiu „Philips“ klientų aptarnavimo centru. Jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke. Jei klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, apsilankykite pas savo „Philips“ atstovą.

Techninės specifikacijos

Modelis SC2003

Atitinkama įtampa	100V – 240V
Atitinkamas dažnis	50 Hz – 60 Hz
Atitinkama jėgimo galia	7,5 W
Apsauga nuo elektros šoko	II klasė <input type="checkbox"/>
Saugos lygis	IP 30 (EN 60529)
Veikimo sąlygos	Temperatūra: nuo +15 ° iki +35 °C Santykinis drėgnumas: nuo 25% iki 95%
Laikymo sąlygos	Temperatūra: nuo 0 ° iki +60 °C Santykinis drėgnumas: nuo 5% iki 95%
Kūno priedo spektras	>570 nm
Tikslaus priedo spektras	>600 nm
Ličio jonų baterija	2 x 3,7V 1500 mAh

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje apibendrinamos problemos, dažniausiai pasitaikančios naudojantis šiuo prietaisu. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite www.philips.com/support, ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Pakartotinai įkraunami maitinimo elementai tušti.	Įkraukite prietaisą (žr. skyrių „Įkrovimas“).
	Prietaisas turi defektų	Kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Prietaisas netikėtai išsijungia.	Pakartotinai įkraunami maitinimo elementai tušti.	Įkraukite prietaisą (žr. skyrių „Įkrovimas“).
Adapteris naudojant tampa šiltas.	Tai normalu.	Nereikia imtis jokių veiksmų.
Į prietaiso kištuko lizdą įkišus mažąjį kištuką, įkrovimo lemputė neįsižiebia.	Turite į sieninį elektros lizdą įkišti adapterį.	Įkiškite mažąjį kištuką į prietaiso lizdą ir adapterį įjunkite į sieninį elektros lizdą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Nėra įtampos elektros lizde sienoje.	Prijunkite kitą prietaisą prie elektros lizdo sienoje ir patikrinkite, ar yra įtampa. Jeigu lizde įtampa yra, bet prietaisas vis tiek nekraunamas, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą savo šalyje, „Philips“ atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
	Adapteris netinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą ir / arba mažasis kištukas netinkamai įkištas į prietaiso lizdą.	Įsitinkinkite, kad adapteris tinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą ir / arba mažasis kištukas tinkamai įkištas į prietaiso lizdą.
	Prietaisas turi defektų	Kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Aš įjungiau prietaisą, tačiau negaliu padidinti ar sumažinti šviesos intensyvumo.	Prietaisą reikia nustatyti iš naujo.	Norėdami iš naujo nustatyti prietaisą, jį išjunkite ir dar kartą įjunkite. Jei vis dar negalite nustatyti šviesos intensyvumo, kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Lemputė „parengta blyksniui“ neįsijiebia priglaudus prietaisą prie odos.	Priedo su saugos žiedu tinkamai nepriglaudėte prie odos.	Uždėkite prietaisą statmenai odos paviršiui taip, kad visi kontaktiniai jungikliai liestų odą. Tada patikrinkite, ar šviečia lempučių „pasiruošęs blyksniui“, ir paspauskite blyksnio mygtuką. Jei tai nepadeda, perkeltkite prietaisą ant kūno dalies, kur lengva nustatyti, ar prietaisas visiškai prigludęs prie odos, pavyzdžiui prie dilbio. Tada patikrinkite, ar „parengta blyksniui“ lempučių šviečia. Jei „parengta blyksniui“ lempučių neįsijiebia priglaudus prietaisą prie odos, kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
	Saugos žiedas nešvarus.	Kruopščiai nuvalykite saugos žiedą. Jei tinkamai negalite nuvalyti saugos žiedo, kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centrą, kad pakeistų priedą.
Lemputė „pasiruošęs blyksniui“ neveikia priglaudus priedą prie odos, tačiau aušinimo ventiliatorius veikia.	Suaktyvinta apsauga nuo perkaitimo.	Suaktyvinus apsaugą nuo perkaitimo, ventiliatorius vis tiek veikia. Neišjunkite prietaiso ir leiskite jam atvėsti maždaug 15 minučių prieš tęsdami naudojimąsi. Jei „parengta blyksniui“ lempučių vis dar neįsijiebia priglaudus prietaisą prie odos, kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
„Parengta blyksniui“ lemputė šviečia žaliai, tačiau prietaisas neatlieka blyksnio man paspaudus blyksnio mygtuką.	Prietaisą reikia nustatyti iš naujo.	Norėdami iš naujo nustatyti prietaisą, jį išjunkite ir vėl įjunkite. Jei lemputė „parengta blyksniui“ šviečia žaliai, tačiau prietaisas vis dar neatlieka blyksnio jums paspaudus blyksnio mygtuką, kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Naudojant prietaisą, jis sušyla.	Tai normalu.	Nereikia imtis jokių veiksmų.
Man įjungus prietaisą, jis nepateikia 1 šviesos intensyvumo.	Prietaisą reikia nustatyti iš naujo.	Norėdami iš naujo nustatyti prietaisą, jį išjunkite ir vėl įjunkite. Jei prietaisas vis dar nepateikia 1 šviesos intensyvumo, kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Prietaisas sklaidžia keistą kvapą.	Priedas ir (arba) filtro stiklas užterštas.	Kruopščiai nuvalykite priedą. Jei tinkamai negalite nuvalyti priedo, kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centrą, kad pakeistų priedą.
	Tinkamai nenusukote odos srities, kurioje ketinate atlikti procedūrą.	Jeigu srityje, kurioje ruošiatės atlikti procedūrą, yra plaukų, naudojant prietaisą jie gali pradėti degti. Dėl to pajusite nemalonų kvapą. Švariai nuskuskite sritį, kurioje ruošiatės atlikti procedūrą, prieš naudodami prietaisą. Jeigu skutimas dirgina odą, apkirpkite plaukus kuo trumpiau ir pasirinkite patogų nustatymą.
	Jūs laikėte prietaisą aplinkoje, kurioje buvo daug dulkių.	Keistas kvapas dingsta atlikus kelis blyksnius.
Oda atrodo daug jautresnė negu įprastai procedūros metu.	Jūsų naudojamas šviesos intensyvumas per didelis.	Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą šviesos intensyvumą. Jei reikia, pasirinkite žemesnį šviesos intensyvumą.
	Jūs nenusukote odos srities, kurioje ketinate atlikti procedūrą.	Nuskuskite sritis, kuriose ruošiatės atlikti procedūrą, prieš naudodami prietaisą. Jeigu skutimas dirgina odą, apkirpkite plaukus kuo trumpiau ir pasirinkite patogų nustatymą.
	Šviesos išspinduliavimo langelio UV filtras sudaužytas.	Jei šviesos išspinduliavimo langelio UV filtras pažeistas, prietaiso nebe naudokite. Kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
	Prietaisas turi defektų	Kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Naudojant prietaisą man nepakenčiamai skauda.	Jūs nenusukote odos sričių, kuriose ketinate atlikti procedūrą	Nuskuskite sritis, kuriose ruošiatės atlikti procedūrą, prieš naudodami prietaisą. Jeigu skutimas dirgina odą, apkirpkite plaukus kuo trumpiau ir pasirinkite patogų nustatymą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Procedūrą atlikote kūno srityje, kurioje šio prietaiso naudoti negalima.	Negalima naudoti prietaiso vidinėms lytinėms lūpoms, vaginai, išangei, speneliams, areolei, lūpoms, šnervėse ir ausyse, akių ir antakių srityje. Vyrų neturi jo naudoti veidui arba kapšeliui.
	Naudojote šviesos intensyvumą, kuris jums yra per didelis.	Sumažinkite šviesos intensyvumą iki tokio lygio, kuris nesukeltų nemalonių pojūčių. Žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Šviesos intensyvumo nustatymas“.
	Sugadintas priedo šviesos išspinduliavimo langelis arba rausvas filtro stiklas.	Jeigu šviesos išspinduliavimo langelis arba tikslaus priedo rausvas filtro stiklas sudužęs, nebenaudokite prietaiso su šiuo priedu. Kreipkitės į savo atstovą, „Philips“ techninės priežiūros centrą arba klientų aptarnavimo centrą, kad pakeistų priedą.
	Prietaisas netinkamas jūsų odos spalvai.	Nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų oda labai tamsi. Taip pat jo nenaudokite, jeigu jūsų kūno plaukai yra šviesiai geltoni, raudoni, žili arba balti.
Po procedūros odos sritys, kuriose buvo atlikta procedūra, parausta.	Nedidelis paraudimas yra nekenksminga, normali bei greitai išnykstanti reakcija.	Nereikia imtis jokių veiksmų.
Neigiama odos reakcija po procedūros išlieka ilgiau nei paprastai.	Naudojote šviesos intensyvumą, kuris jums yra per didelis.	Kitą kartą pasirinkite žemesnį šviesos intensyvumą. Žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Šviesos intensyvumo nustatymas“.
		Jei odos reakcija išlieka ilgiau nei 3 dienas, kreipkitės į gydytoją.
Plaukų šalinimo rezultatai jūsų netenkina.	Naudojote šviesos intensyvumą, kuris jums yra per mažas.	Kitą kartą pasirinkite aukštesnį šviesos intensyvumą.
	Naudodami prietaisą, nepadarėte pakankamai persidengimų.	Kad pašalintumėte visus plaukus, naudodami prietaisą turite pakartoti procedūras tose pačiose vietose. Žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalies „Tolimesnis naudojimas“ 9 veiksmą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Nenaudojate prietaiso tokiu dažnumu, kaip rekomenduojama.	Kad sėkmingai pašalintumėte visus plaukus ir neleistumėte plaukų šaknims vėl tapti aktyvioms, procedūras pirmuosius du mėnesius reikia kartoti kas dvi savaites. Kad jūsų oda išliktų švelni ir be plaukų, patariame kartoti procedūrą kas 4–6 savaites. Laikas tarp procedūrų gali kisti, atsižvelgiant į jūsų plaukų ataugimą skirtingose kūno vietose. Jeigu labai daug plaukų atauga tarp procedūrų, paprasčiausiai sutrumpinkite intervalą tarp procedūrų, bet nevykdysite procedūrų dažniau kaip kas dvi savaites. Kai naudojate prietaisą dažniau nei rekomenduojama, procedūra nepasidaro veiksmingesnė, bet padidėja rizika, jog gali kilti odos reakcija.
	Prietaisas netinkamas jūsų plaukų ar odos spalvai.	Nenaudokite prietaiso, jei jūsų kūno plaukai yra geltoni, raudoni, pilki arba balti. Taip pat prietaiso nenaudokite, jei jūsų oda labai tamsi.
Plaukai vėl pradeda augti kai kuriose vietose srityse, kuriose buvo atlikta procedūra.	Naudodami prietaisą, nepadarėte pakankamai persidengimų.	Kad pašalintumėte visus plaukus, naudodami prietaisą turite pakartoti procedūras tose pačiose vietose. Žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalies „Tolimesnis naudojimas“ 9 veiksmą.
	Plaukai pradeda natūraliai ataugti dėl natūralaus plaukų augimo ciklo.	Tai normalu. Tai, kad plaukai atauga, yra natūralaus plaukų augimo ciklo dalis. Tačiau ataugę plaukai paprastai būna švelnesni ir plonesni.

Satura rādītājs

levads	86
leguvumi	86
Intensīvā pulsējošās gaismas (IPL) tehnoloģija mājas lietošanai	86
Efektīva apmatojuma ataugšanas aizkavēšana, lai iegūtu ilgstoši gludu ādu	86
Maiga iedarbība pat jutīgās ķermeņa zonās	87
Bezvadu darbība maksimālai kustību brīvībai un elastībai	87
Ilgas darbības akumulators pilnīgai ķermeņa un sejas procedūrai	87
Nav nepieciešama detaļu nomainīšana, nav slēptu izmaksu	87
Kā darbojas Philips intensīvās pulsējošās gaismas tehnoloģija	87
Matiņu augšana	87
Darbības princips	88
Vispārīgs apraksts	88
Svarīgi!	89
Briesmas	89
Brīdinājums!	89
Lai pasargātu ierīci no bojājumiem	89
levērbai	90
levērojiet šādus nosacījumus, lai saglabātu Philips Lumea Precision Plus paredzēto kalpošanas laiku	90
Kam NAV piemērota Philips Lumea Precision Plus?	90
Kontrindikācijas	90
Nekad neizmantojiet ierīci, ja esat stāvoklī vai barojat ar krūti	90
Nekad neizmantojiet ierīci, ja jums ir neatbilstoša ādas un/vai matu krāsa, piem.	90
Nekad neizmantojiet ierīci, ja jums ir kāda no tālāk norādītajām slimībām, piem.	90
Nekad neizmantojiet ierīci, ja lietojat kādu no tālāk norādītajiem medikamentiem, piem.	91
Nekad neizmantojiet ierīci šādās zonās	91
Nekad neizmantojiet ierīci uz apdegušas, nesen nosauļotas (pēdējās 48 stundās) vai mākslīgi nosauļotas ādas	91
Elektromagnētiskie lauki (EML)	92
Lādēšana	92
Sagatavošana lietošanai	93
Procedūrai pakļauto zonu sagatavošana	93
Gaismas intensitātes iestatīšana	93
Rekomendētie gaismas staru intensitātes līmeņi (1-5)	94
Svarīgi!	94
Sauļošanās padomi	95
Ierīces lietošana	95
Atbilstošā uzgaļa izvēle	96
Pirmā lietošanas reize un ādas pārbaude	96
Turpmākā lietošana	97
Norādījumi procedūrai	99
Vidējais procedūras laiks	99
Plānotās procedūras zonas	99
Ierīces izmantošana uz kājām	99
Ierīces lietošana bikini zonā	100
Ierīces izmantošana padusēm	100
Ierīces lietošana uz sejas	101

Kā sasniegt optimālus rezultātus	101
Apkopes fāze	101
Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas	101
Pēc lietošanas	102
Tīrīšana un kopšana	102
Uzglabāšana	103
Piederumu pasūtīšana	103
Nomaiņas rezerves daļas	103
Vide	103
Akumulatoru bateriju izņemšana	105
Garantija un apkope	106
Tehniskā specifikācija	106
Traucējummeklēšana	107

levads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/lumea.

Matiņu likvidēšana ar gaismu ir viena no visefektīvākajām metodēm nevēlamu ķermeņa matiņu apstrādei ar ilgstošiem rezultātiem. Tā ir atšķirīga no pašreizējām mājas apstākļu matiņu likvidēšanas metodēm, jo būtiski samazina matiņu atkārtotu augšanu. Philips pēta šo metodi kopā ar vadošajiem dermatologiem vairāk nekā 10 gadus. Tagad jūs varat izmantot šo novatorisko tehnoloģiju savās mājās privātos apstākļos jebkurā laikā un vietā.

Šī ierīce ir īpaši izstrādāta un optimizēta lietošanai sievietēm, taču to var izmantot arī vīrieši.

Philips Lumea Precision Plus nodrošina nevēlamu matiņu likvidēšanu uz visa ķermeņa, tostarp sejas (augšlūpa, zods un vaigu bārda), izmantojot divus pielāgotus uzgaļus.

Philips Lumea Precision Plus ir paredzēta tikai vienpersoniskai lietošanai.

Lai iegūtu papildinformāciju par Philips Lumea Precision Plus, skatiet tīmekļa vietni www.philips.com/lumea. Regulāri aplūkojiet mūsu mājaslapu, lai iegūtu jaunāko informāciju.

leguvumi

Šī ierīce nodrošina šādas priekšrocības:

Intensīvā pulsējošās gaismas (IPL) tehnoloģija mājas lietošanai

Philips Lumea Precision Plus tiek izmantota gaismas tehnoloģija saukta arī par "Intensīvo pulsējošās gaismas" (IPL) tehnoloģiju. IPL tiek izmantota arī profesionālās skaistumkopšanas sfērā apmatojuma likvidēšanai. Tagad Philips Lumea Precision Plus piedāvā šo inovatīvo tehnoloģiju izmantošanai mājas apstākļos.

Efektīva apmatojuma ataugšanas aizkavēšana, lai iegūtu ilgstoši gludu ādu

Šī metode nodrošina ilgstošu matiņu ataugšanas aizkavēšanu un zīdaini gludu ādu. Mūsu pētījumi uzrāda ievērojamu apmatojuma samazinājumu jau pēc divām procedūrām. Optimāli rezultāti sasniegti pēc 4 līdz 5 procedūrām. Apmatojuma blīvuma samazināšanās redzama pēc katras procedūras.

Tas, cik ātri ir redzami rezultāti un cik ilgi tie saglabājas, ir atkarīgs no katra cilvēka individuāli. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Kā sasniegt optimālus rezultātus" nodaļā "Ierīces lietošana".

Maiga iedarbība pat jutīgās ķermeņa zonās

Philips Lumea Precision Plus izstrādāta ciešā sadarbībā ar vadošajiem dermatologiem, un to pārbaudījušas vairāk nekā 2000 sievietes, atzīstot par efektīvu un saudzīgu procedūru, pat uz jutīgākajām ķermeņa zonām un sejas.

Bezvadu darbība maksimālai kustību brīvībai un elastībai

Tā kā ierīce darbojas ar atkārtoti uzlādējamām baterijām, tā ir pārnēsājama un to var izmantot gandrīz visur.

Ilgas darbības akumulators pilnīgai ķermeņa un sejas procedūrai

Uzlādēts akumulators nodrošina pilnīgu ķermeņa un sejas procedūru (augšlūpa, paduses, bikini zona un kāju apakšējā daļa) vienā reizē bez uzlādei nepieciešamiem pārtraukumiem.*

*Pamatojoties uz vidējo procedūras laiku katrai zonai un ieteicamo intensitāti vienam lietotājam.

Nav nepieciešama detaļu nomaiņa, nav slēptu izmaksu

Philips Lumea Precision Plus ir aprīkota ar lieljaudas spuldzi, kurai nav nepieciešama nomaiņa. Šī spuldze var radīt vairāk nekā 100 000 zibšņu, un tā sniedz jums iespēju nepārtraukti saglabāt rezultātus vairāk nekā 5 gadus*, ļaujot ietaupīt līdzekļus uz dārgu spuldžu nomaiņu.

*Pamatojoties uz vidējo procedūras laiku katrai zonai un ieteicamo intensitāti vienam lietotājam.

Kā darbojas Philips intensīvās pulsējošās gaismas tehnoloģija

Matiņu augšana

Matiņu augšanas ātrums atšķiras katrai personai atkarībā no vecuma, vielmaiņas un citiem faktoriem. Taču katra cilvēka matiem parasti ir 3 augšanas fāzēs.

1 Augšanas fāze (anagēnā fāze)


Matiņi aug aktīvi no saknes. Šajā fāzē ir visaugstākā melanīna koncentrācija. Melanīns ir atbildīgs par matiņu pigmentāciju. Jo vairāk matiņa saknē ir melanīna, jo tumšāki ir matiņi. Melanīna koncentrācija ir viens no noteicošākajiem šīs metodes efektivitātes faktoriem. Tikai matiņi, kas atrodas augšanas fāzē, ir jutīgi pret gaismas staru metodi.


2 Regresa fāze (katagēnā fāze)

Matiņu augšana apstājas, un sakne pirms matiņa izkrišanas saraujas.

3 Atpūtas fāze (telogēnā fāze)


Vecie matiņi atdalās no matu folikulas un izkrīt. Folikula paliek atpūtas fāzē, līdz ķermeņa bioloģiskais pulkstenis liek tai kļūt atkal aktīvai un audzēt jaunu matiņu.






Darbības princips

- Ierīce likvidē matiņus, uzsildot matiņu un tā zemādas sakni. Matiņos un saknēs esošais melanīns absorbē atbrīvotos gaismas impulsus. Jo tumšāka ir apmatojuma krāsa, jo vairāk siltuma var iegūt. Šis process stimulē matiņu pāriešanu atpūtas fāzē.



- Starp procedūrām matiņi izkrīt dabīgā veidā un ataugšana ir aizkavēta. Līdz matiņu izkrišanai var paiet viena vai divas nedēļas.



- Optimālai apmatojuma likvidēšanai nepietiek tikai ar vienu sesiju, jo tikai augšanas fāzē esošie matiņi ir jutīgi pret gaismas stariem. Procedūras laikā apstrādātajā ādas zonā matiņi parasti ir dažādās matiņu augšanas cikla fāzēs. Lai efektīvi apstrādātu visus matiņus, procedūra vairākas reizes jāatkārto ik pēc divām nedēļām.

Iebūvēts optiskais filtrs nodrošina, ka ādu nesasniedz ultravioletā gaisma un ka ierīces izmantošana ir droša ādai.

Vispārīgs apraksts (Zīm. 5)

- 1 Gaismas lodziņš ar iebūvētu UV filtru
 - 2 Uzgaļi
Precīzais uzgaļis (piemērots visām ķermeņa zonām, tostarp augšlūpai, zodam un vaigu bārdai)
Ķermeņa uzgaļis (piemērots visām ķermeņa zonām zem kakla)
 - 3 Metāliskis rāmis uzgaļa iekšpusē
 - 4 Drošības sistēma (drošības gredzens ar kontaktslēdzieniem)
 - 5 Gaismas impulsa zibšņa poga
 - 6 Intensitātes līmeņi (1-5)
 - 7 ▲ Intensitātes palielināšanas poga
 - 8 ▼ Intensitātes samazināšanas poga
 - 9 Uzlādēšanas lampiņa un tukšas baterijas indikators
 - 10 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
 - 11 Ierīces kontaktligzda
 - 12 Poga "Gatavs gaismas impulsa zibsnim"
 - 13 Gaisa atveres
 - 14 Adapteris
 - 15 Mazā kontaktdakša
- Iekļauts arī: ietvars (SC2003/00) vai maisiņš (SC2003/11) un tīrīšanas drāna.

Svarīgi!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Ūdens apvienojumā ar elektrību ir bīstama kombinācija. Nelietojiet šo ierīci mitrā vidē (piemēram, pilnas vannas, dušas vai peldbaseina tuvumā).
- Raugieties, lai ierīce un adapters būtu sausi.
- Ja ierīce ir bojāta, neaiztieciot nevienu iekšējo daļu, lai novērstu elektrošoka gūšanas risku.
- Neievietojiet ierīcē nekādus priekšmetus.

Brīdinājums!

- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tostarp bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Ierīci nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 15 gadiem. Jaunieši vecumā starp 15 un 18 gadiem var izmantot šo ierīci vecāku vai aizbildņu uzraudzībā un/vai ar viņu palīdzību. Pieaugušie no 19 gadu vecuma var brīvi izmantot ierīci.
- Ierīci uzlādējiet tikai ar komplektā esošu adapteri.
- Nelietojiet ierīci vai adapteri, ja tas bojāts.
- Adapterā ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteru, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
- Ja adapteris ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, nomainiet to ar oriģinālu adapteri.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts gaismas lodziņa UV filtrs.
- Neizmantojiet precīzo uzgali, ja tā sarkanīgais stikliņš ir bojāts.

Lai pasargātu ierīci no bojājumiem

- Pārliecinieties, ka nekas nevar nobloķēt gaisa plūsmu caur ventilācijas atverēm.
- Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem triecieniem, nekratiet un nenometiet to zemē.
- Ja ienesāt ierīci no ļoti aukstas vides ļoti siltā vidē vai otrādi, pirms tās lietošanas uzgaidiet apmēram 3 stundas.
- Uzglabājiet ierīci ietvarā vai somiņā, lai tā nenoputētu.
- Nekad neatstājiet ierīci ieslēgtu bez uzraudzības. Vienmēr izslēdziet ierīci pēc lietošanas.
- Nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru vai UV gaismas staru iedarbībai vairākas stundas.
- Nevērsiet ierīci pret citām virsmām, izņemot ādu. Tas var izraisīt nopietnus uzgaļu un/vai gaismas lodziņa bojājumus. Darbiniet ierīci tikai kontaktā ar ādu.

Levērībai

- Nekad neizmantojiet ierīci ap acīm un uzacu tuvumā, lai novērstu acu bojājumu risku.
- Izmantojiet šo ierīci tikai ar savam ādas tipam atbilstošajiem iestatījumiem. Izmantojot to ar augstākiem iestatījumiem nekā ieteikts jūsu ādas tipam, var palielināt ādas kairinājuma un blakusefektu risku.
- Šī ierīce ir paredzēta ķermeņa apmatojuma likvidēšanai tikai zonās zem vaigu kauliem, izmantojot divus piegādātos uzgaļus. Nelietojiet to citām ķermeņa daļām.

Levērojiet šādus nosacījumus, lai saglabātu Philips Lumea Precision Plus paredzēto kalpošanas laiku:

- Lietošanas laikā nepakļaujiet ierīci temperatūrai, kas ir zemāku par 15°C vai augstāka par 35°C.
- Ierīce ir aprīkota ar iebūvētu pārkaršanas aizsardzību. Ja ierīce pārkarst, tā vairs neizdala gaismas impulsa zibšņus. Neizslēdziet ierīci, bet ļaujiet tai atdzist apmēram 15 minūtes, pirms turpināt procedūru.
- Ierīces pārbaudi vai remontu vienmēr veiciet tikai autorizētā Philips servisa centrā. Nekvalificētas personas veikts remonts ir bīstams ierīces lietotājam.
- Nekad nelietojiet ierīci gadījumos, kas minēti sadaļā "Kontrindikācijas".

Kam NAV piemērota Philips Lumea Precision Plus?

Philips Lumea Precision Plus nav paredzēta visiem. Ja kāds no šiem apgalvojumiem atbilst jums, ierīce **nav** jums piemērota!

Kontrindikācijas

Nekad neizmantojiet ierīci, ja esat stāvoklī vai barojat ar krūti.

Nekad neizmantojiet ierīci, ja jums ir neatbilstoša ādas un/vai matu krāsa, piem.:

- Ja jūsu dabiskā matu krāsa apstrādes zonās ir gaiši blondā, balta, pelēka vai sarkana.
- Ja jums ir VI ādas tips (jūs reti vai nekad negūstat saules apdegumus un nosauļojaties ļoti brūns; jūsu āda ir brūnīgā vai tumšākā krāsa). Šādā gadījumā pastāv liels risks, ka veidosies ādas pretreakcija, piemēram, izteikts apsārtums, apdegumi vai krāsas maiņa, ja izmantosiet Philips Lumea Precision Plus. Skatiet arī nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas".

Nekad neizmantojiet ierīci, ja jums ir kāda no tālāk norādītajām slimībām, piem.:

- Ja jums ir ādas slimība, piemēram, aktīvs ādas vēzis, jums ir ādas vēža vai kāda cita lokalizēta vēža paveida vēsture procedūrai pakļautajās ādas.
- Ja jums procedūrai pakļautajās ādas zonās ir pirmsvēža ādas bojājumi vai atipiskas dzimumzīmes.
- Ja jums ir kalogēna izstrādes traucējumu vēsture, tajā skaitā keloīda rētu veidošanās vēsture vai grūti dzīstošu brūču vēsture.
- Ja jums ir asinsvadu sistēmas slimību vēsture, kā piemēram, varikozas vēnas vai asinsvadu ektāzija procedūrai pakļautajās zonās.
- Ja jūsu āda ir jutīga pret gaismu un tās iedarbībā ātri veidojas izsitumi vai alerģiskas reakcijas.

- Ja jums procedūrai pakļautajās ādas zonās ir ādas infekcijas, ekzēmas, apdegumi, iekaisuši folikuli, plēstas brūces, nobrāzumi, parastās herpes, ievainojumi, ādas bojājumi vai hematomas.
- Ja procedūrai pakļautajās zonās ir operāciju rētas.
- Ja jums ir epilepsija ar gaismas jutīgumu.
- Ja jums ir diabēts, vilkēde, porfirija vai sirds nepietiekamība.
- Ja jums ir asinsreces traucējumi.
- Ja jums ir imūndepresīvo slimību vēsture (tajā skaitā HIV un AIDS).

Nekad neizmantojiet ierīci, ja lietojat kādu no tālāk norādītajiem medikamentiem, piem.:

- Ja jūsu āda šobrīd tiek ārstēta vai nesēn tikusi ārstēta ar alfa-hidroksi skābēm (AHA), beta-hidroksi skābēm (BHA), izotretinoīnu un azelātskābi.
- Ja pēdējo sešu mēnešu laikā esat lietojis izotretinoīnu saturošus Accutane® vai Roaccutance® medikamentus. Šī ārstniecības metode var padarīt ādu vieglāk uzņēmīgāku pret plīsumiem, ievainojumiem un kairinājumiem.
- Ja lietojat sāpju remdēšanas līdzekļus, kas samazina ādas jutību pret siltumu.
- Ja lietojat fotojutīgus elementus saturošas vielas vai medikamentus, pārbaudiet medikamentu lietošanas instrukciju un nekad nelietojiet ierīci, ja tajā ir norādīts, ka tas var izraisīt foto-alergiskas un foto-toksiskas reakcijas, vai arī medikamentu lietošanas laikā jāizvairās no saules iedarbības.
- Ja lietojat pretrecēšanas medikamentus, tajā skaitā pastiprināta aspirīna lietošana, kas pieprasa minimums 1 nedēļas periodu, pirms medikamenti ir izdalījušies no organisma.
- Ja lietojat imūndepresīvos medikamentus.

Nekad neizmantojiet ierīci šādās zonās:

- Ap acīm un uzacu tuvumā.
- Uz krūšgaliem, areolām, mazajām kaunuma lūpām, vagīnas, anālās atveres un deguna nāšu un ausu iekšpusē.
- Virieši to nevar izmantot uz sēkliniekiem un sejas.
- Vīrs vai mākslīgu svešķermeņu tuvumā, kā piemēram, silikona implantī, elektrokardiostimulatori, zemādas injekciju porti (insulīna dozēšanai) vai pīrsingi.
- Uz dzimumzīmēm, vasaras raibumiem, pietūkušām vēnām, tumšākām pigmentācijas zonām, rētām un citām ādas anomālijām, pirms tam nesazinoties ar savu ārstējošo ārstu. Tas var izraisīt apdegumus un krāsu maiņu, kas iespējams apgrūtinās ādas slimību diagnosticēšanu (piem., ādas vēzis).
- Uz kārpām, tetovējumiem un permanentā grima. Tas var izraisīt apdegumus un krāsas maiņu (hipopigmentāciju vai hiperpigmentāciju).
- Uz zonām, kur lietojat ilgstošas iedarbības dezodorantus. Tas var izraisīt ādas kairinājumu. Skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas".

Nekad neizmantojiet ierīci uz apdegušas, nesen nosauļotas (pēdējās 48 stundās) vai mākslīgi nosauļotas ādas:


- Procedūras drošību var ietekmēt visi saulpošanās veidi. Tas attiecas uz ādas pakļaušanu dabiskas saules iedarbībai, kā arī mākslīgām saulpošanās metodēm, piemēram, saulpošanās lojjoniem, ierīcēm u.tml. Ja esat nosauļojies vai plānojat to darīt, skatiet nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļu "Saulpošanās padomi".

***Piezīme.** Šis saraksts nav pilnīgs. Ja neesat pārliecināts, vai varat izmantot ierīci, ieteicams sazināties ar ārstu.*

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EML). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Lādēšana



Pilnībā uzlādējiet baterijas, ja lietojat ierīci pirmo reizi vai ja baterijas ir tukšas. Lai pilnībā uzlādētu baterijas, nepieciešama 1 stunda un 40 minūtes.

Uzlādējiet ierīci, kad lādēšanas indikators iedegas oranžā krāsā lietošanas laikā, lai norādītu, ka bateriju uzlādes līmenis ir zems un tās drīz būs tukšas. Pilnībā uzlādētas baterijas nodrošina vismaz 370 gaismas impulsa zibšņus ar gaismas intensitāti 5.

Pilnībā uzlādējiet ierīci reizi 3 vai 4 mēnešos arī tad, ja nelietojat to ilgu laiku.

Uzlādējiet ierīci šādā veidā:

1 Izslēdziet ierīci.

2 Iespraudiet mazo kontaktdakšu ierīcē un adapteri sienas kontaktligzdā.


- Uzlādēšanas lampiņa mirgo zaļā krāsā, lai norādītu, ka ierīce lādējas.
- Kad baterijas ir pilnībā uzlādētas, uzlādes indikators nepārtraukti deg zaļā krāsā.

Piezīmes:

- Adapteris un ierīce uzslīst uzlādes laikā. Tā ir normāla parādība.
- Jūs nevarat izmantot ierīci uzlādes laikā.
- Šī ierīce ir aprīkota ar bateriju pārkaršanas aizsardzību un netiek uzlādēta, ja telpas temperatūra pārsniedz 40°C.

Nekad neapklājiet ierīci un adapteri uzlādēšanas laikā.

3 Pēc uzlādēšanas, izvelciet adapteri no sienas kontaktligzdas, un izvelciet mazo kontaktdakšu no ierīces.



Sagatavošana lietošanai

Optimāliem rezultātiem un lielākai efektivitātei, sagatavojiet procedūrai pakļautās zonas tālāk aprakstītajā veidā.

Procedūrai pakļauto zonu sagatavošana

- 1 Skujiet zonas, kuras vēlaties apstrādāt, tik ilgi, kamēr tajās vēl joprojām ataug matiņi.

Piezīme. Ja jūsu pēdējā depilācijas metode bija saistīta ar matiņu likvidēšanu no saknēm (piem., epilēšanu, vaksāciju u.tml.), uzgaidiet, līdz matiņi ir ievērojami atauguši, pirms izmantot Philips Lumea Precision Plus. Neizmantojiet depilācijas krēmus skūšanās vietā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka procedūrai uz neskūtām vai nepareizi noskūtām zonām ir dažādi nevēlami efekti:

- Gaismas lodziņš un uzgālis var tikt piesārmoti ar matiņiem un netīrumiem. Piesārņots gaismas lodziņš un uzgālis var samazināt ierīces kalpošanas laiku un efektivitāti. Papildus uz gaismas lodziņa un uzgāļiem esošie apdegumi vai melnie pleķi, kas radušies piesārņojuma rezultātā, var padarīt procedūru sāpīgu vai izraisīt ādas kairinājumu, piemēram, apsārtumu un krāsas maiņu.
- Uz jūsu ādas esošie matiņi var apdegt, rezultātā izraisot nepatīkamu smaku.

- 2 Notīriet ādu un pārlicinieties, ka tā ir pilnībā sausa un tīra no matiņiem, taukvielām un eļļas (piemēram, vielām, kas atrodamas tādos kosmētiskajos līdzekļos, kā dezodoranti, losjoni, smaržas, sauļošanās krēmi un pirmsauļošanās līdzekļi).

- 3 Pārbaudiet ierīci, īpaši gaismas lodziņu un uzgāli, vai tajā nav iestrēguši matiņi, putekļi un šķiedras. Ja redzat piesārņojumu, notīriet ierīci atbilstoši norādījumiem nodaļā "Tīrīšana un apkope".

Piezīmes:

- Ja skūšana rada brūces vai ādas bojājumus, iespējams, jums ir jutīgāka āda un gaismas procedūra dažreiz būs nepatīkama.
- Tiklīdz matiņi vairs neauga – kas parasti notiek pēc 4-5 procedūrām – pirms ierīces lietošanas vairs nav jāskujas.


Gaismas intensitātes iestatīšana

Philips Lumea Precision Plus ir ierīce, kas paredzēta lietošanai mājās, tāpēc tā nav salīdzināma ar profesionālām gaismas apstrādes ierīcēm, ņemot vērā jutību pret sāpēm. Philips Lumea Precision Plus radītie gaismas impulsi ir maigāki nekā profesionālu ierīču radītie impulsi, tāpēc procedūra būs **ērta** un **efektīva**.

Jums jāpielāgo gaismas intensitātes līmenis savai ādas un ķermeņa apmatojuma krāsai tā, lai jūs justos komfortabli.

Tālāk redzamā tabula ar ieteicamo gaismas intensitāti ļauj jums noteikt pareizo sev piemēroto gaismas intensitātes līmeni.

- 1 Aplūkojiet tālāk redzamo tabulu, lai noteiktu, kurš gaismas intensitātes līmenis ir vispiemērotākais jūsu ādas un ķermeņa apmatojuma krāsai, kā arī lai pārbaudītu, vai šī metode jums ir piemērota (ja tā nav piemērota, tabulā tas ir norādīts ar x).



- 2** Katrai ķermeņa zonai un, iespējams, arī ķermeņa zonas daļām var būt nepieciešams atšķirīgs gaismas līmenis atbilstoši ieteicamajiem gaismas intensitātes līmeņiem tālāk esošajā tabulā. Metode ir efektīvāka pie lielākas intensitātes, taču jums jāsamazina gaismas intensitāte, ja radušās sāpes vai diskomforts.

Piezīme. Dažādām ķermeņa zonām nepieciešamā gaismas intensitāte var atšķirties ādas krāsas dēļ. Piemēram, kāju apakšējās daļas āda var būt tumšāka nekā padušu āda, jo tā ir vairāk pakļauta saules iedarbībai.

Personām ar tumšāku ādu pastāv lielāks ādas kairinājuma risks, jo to āda absorbē vairāk gaismas. Tādēļ personām ar tumšāku ādu ir ieteicama zemāka gaismas staru intensitāte.

Gaismas impulsi var šķīst silti vai karsti, taču tiem nevajadzētu būt sāpīgiem. Lai novērstu ādas kairinājumu, skatiet nodaļas “Ierīces lietošana” sadaļu “Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas”.

Rekomendētie gaismas staru intensitātes līmeņi (1-5)

Tālāk esošajā tabulā “x” nozīmē, ka ierīce jums nav piemērota.

Ādas krāsa un īpašības:	Balta (vienmēr saulē apdeg, neveidojas iedegums)	Smilškrāsas (viegli saulē apdeg, veidojas minimāls iedegums)	Gaiši brūna (dažreiz saulē apdeg, veidojas noturīgs iedegums)	Vidēji brūna (reti saulē apdeg, veidojas ātrs un noturīgs iedegums)	Tumši brūna (reti saulē apdeg, ļoti noturīgs iedegums)	Brūni melna un tumšāka (reti vai nekad saulē neapdeg, ļoti tumšs iedegums)
-------------------------	--	--	---	---	--	--

Ķermeņa apmatojuma krāsa:

tumši blondā/ gaiši brūna/ brūna/tumši brūna/melna	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
balta/pelēka/ sarkana/gaiši blonda	x	x	x	x	x	x

Svarīgi!

Lai uzzinātu, vai Philips Lumea Precision Plus ir jums piemērota, skatiet sadaļu “Kam nav piemērota Philips Lumea Precision Plus?”.

Ja jūsu āda ir pakļauta dabiskai saules gaismas vai mākslīgas saulpošanās metodes iedarbībai, tā var būt tumšāka nekā iepriekšējās procedūras laikā. Aplūkojiet tālāk esošo tabulu, lai noteiktu, kādi iestatījumi ir piemēroti jūsu ādas krāsai.

Sauļošanās padomi

Sauļošanās pirms procedūras

- Ja jūsu āda ir iedegusi, veiciet ādas pārbaudi (skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļu "Pirmā lietošanas reize"), lai noteiktu atbilstošo ādas intensitātes līmeni. Ja tas netiks izdarīts pareizi, var rasties ādas kairinājuma risks pēc procedūras veikšanas ar Philips Lumea Precision Plus.
- Uzgaidiet vismaz 48 stundas pēc sauļošanās, pirms izmantot ierīci. Sauļošanās var izraisīt ādas aptumšošanas (iedegumu) un/vai izraisīt saules apdegumus (ādas apsārtumu).
- Pēc šīm 48 stundām pārbaudiet ādu, vai uz tās nav saules apdegumu. Neizmantojiet Philips Lumea Precision Plus, kamēr redzams apdegums.
- Kad saules apdegums ir pazudis, veiciet ādas pārbaudi (skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļu "Pirmā lietošanas reize") procedūrai paredzētajā zonā, lai noteiktu atbilstošo gaismas intensitātes līmeni.

Sauļošanās pēc procedūras

- Uzgaidiet vismaz 24 stundas pēc procedūras, pirms pakļaut procedūrā apstrādātās zonas saules iedarbībai. Pat pēc 24 stundām jums jāpārliecinās, ka procedūrā apstrādātā āda nav apsārtusi, pirms to pakļaujat saules iedarbībai.
- Pārklājiet procedūrā apstrādātās zonas, ja dodaties ārā saulē, vai izmantojiet pretsauļošanās līdzekli (SPF 30+) divas nedēļas pēc procedūras.
- Procedūrā apstrādāto zonu pakļaušana saules gaismai bez aizsardzības tūlīt pēc procedūras var palielināt nepatīkamu blakusefektu risku. Skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas".

Sauļošanās ar mākslīgu apgaismojumu

- Ievērojiet norādījumus iepriekš esošajās sadaļās "Sauļošanās pirms procedūras" un "Sauļošanās pēc procedūras".

Sauļošanās, izmantojot krēmus


- Ja esat izmantojis mākslīgu sauļošanās losjonu, uzgaidiet, līdz mākslīgais iedegums ir pilnībā pazudis, pirms izmantot Philips Lumea Precision Plus.

Piezīme. Lai iegūtu papildinformāciju par nevēlamām ādas reakcijām, skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas".

Ierīces lietošana


Aplūkojiet ieteicamo gaismas intensitātes līmeņu tabulu nodaļas "Sagatavošanās lietošanai" sadaļā "Gaismas intensitātes iestatīšana", lai noteiktu, kāda gaismas intensitāte ir piemērotākā jūsu ādas un ķermeņa apmatojuma krāsai. Izmantojiet ierīci **labi apgaismotā** telpā; tādējādi tiek samazināts zibšņa spilgtums. Noskujiet procedūrai paredzēto zonu pirms ierīces lietošanas (skatiet nodaļas "Sagatavošanās lietošanai" sadaļu "Procedūrai pakļauto zonu sagatavošana").

Ja procedūra kādā brīdī kļūst nepanesami sāpīga, samaziniet gaismas intensitātes iestatījumu, līdz procedūra atkal ir ērta. Ja ievērojat, ka ādas reakcija ir spēcīgāka nekā viegls apsārtums, nekavējoties pārtrauciet procedūru un izlasiet sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas" šajā nodaļā.

Atbilstošā uzgaļa izvēle**- Kermeņa uzgalis**


Ķermeņa uzgali var izmantot nevēlamu ķermeņa matiņu likvidēšanai uz visām ķermeņa zonām zem kakla daļas (izņēmumus skatiet nodaļas "Svarīgi!" sadaļā "Kontrindikācijas"). Ķermeņa uzgalis var noklāt 4 cm² lielu laukumu, un tas ir īpaši paredzēts ātrākai lielu zonu, piemēram, kāju, apstrādei.

Neizmantojiet ķermeņa uzgali uz sejas.

**- Precīzs uzgalis**

Precīzajā uzgalī ir ietverts papildu iebūvēts gaismas filtrs, un to var izmantot īpaši drošai nevēlamu sejas matiņu likvidēšanai uz augšlūpas, zoda un vaigu bārdas. To var izmantot arī citām jutīgām ķermeņa zonām, piemēram, padusēm un bikini zonai, vai grūti aizsniedzamām zonām.


Nekad neizmantojiet ap acīm un uzacu tuvumā.

Pirmā lietošanas reize un ādas pārbaude

1 Izvēlieties uzgali, kas atbilst procedūrai paredzētajai zonai.


2 Izvēlieties zonu, kas atrodas tuvu zonai, kuru plānojat pakļaut procedūrai.

Piezīme. Pirms ierīces izmantošanas uz augšlūpas, zoda vai vaigu bārdas, izvēlieties no dzimumzīmēm un matiņiem brīvu zonu zem auss, lai izpildītu ādas testu.



3 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

► Ierīce vienmēr automātiski tiek ieslēgta ar zemāko iestatījumu.



4 Veiciet vienu zibzni ar jūsu ādas tipam zemāko ieteicamo intensitāti (norādījumus par zibšņa veikšanu skatiet sadaļas "Turpmāka lietošana" 6.-9. darbību šajā nodaļā).

5 Kamēr procedūra ir komfortabla (nesāpīga), palieliniet iestatījumu pa vienam līmenim, atrodoties jūsu ādas tipam ieteicamajā diapazonā, un veiciet vienu zibzni katram iestatījumam. Neveiciet vairāk par vienu zibzni tajā pašā vietā.





- 6** Pēc ādas pārbaudes uzgaidiet 24 stundas un aplūkojiet, vai uz ādas nav redzams kairinājums. Ja redzams ādas kairinājums, turpmākai lietošanai izvēlieties augstāko iestatījumu, kas neizraisa ādas kairinājumu.

Kad izmantojat ierīci pirmo reizi, ieteicams veikt ādas pārbaudi uz procedūrai pakļautās zonas, lai pārbaudītu ādas reakciju uz procedūru un pierastu pie gaismas terapijas.

Turpmākā lietošana

- 1** Pirms katras lietošanas reizes notīriet uzgali, gaismas lodziņu un metālisko rāmi Philips Lumea Precision Plus uzgaļu iekšpusē. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope".
- 2** Izvēlieties uzgali, kas atbilst procedūrai paredzētajai zonai.
- 3** Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.


Piezīme. Tā ir normāla parādība, ja ierīce un uzgali uzkarst lietošanas laikā.



- 4** Sāciet katru procedūru, rūpīgi izvēloties gaismas intensitāti, pamatojoties uz ādas jutīgumu un to, cik komfortabla ir procedūra. Vairāku iemeslu dēļ jūsu ādas reakcija var atšķirties dažādās dienās/situācijās, it īpaši pēc saulēšanas. Skatiet šajā nodaļā esošo sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas", lai iegūtu papildinformāciju.


- 5** Nospiediet pogu ▲, lai palielinātu intensitāti. Lai samazinātu intensitāti, nospiediet pogu ▼.
- Katru reizi nospiežot pogu, sāk mirgot atbilstošā intensitātes līmeņa lampiņa.

- 6** Novietojiet ierīci 90° leņķī uz ādas, lai uzgali un drošības gredzens saskaras ar ādu.




- 7** Piespiediet drošības gredzenu pilnībā pie ādas, nedaudz pielietojot spēku.

Piezīme. Drošības gredzenam ir kontaktslēdži, kas kopā veido ierīces drošības sistēmu. Šis drošības gredzens pasargā no neparedzētiem gaismas impulsa zibšņiem brīdī, kad ierīce nav saskarsmē ar ādu.




- D** Gatavības indikators ierīces aizmugurē iedegas zaļā krāsā, ja visi drošības gredzena kontaktslēdži ir saskarē ar ādu un ierīce ir uzlādēta. Tas var aizņemt dažas sekundes.

Padoms. Lai atvieglotu lietošanu nostiepiet ādu procedūrai paredzētajā zonā. Zonās, kur ir maigāka āda, uz ierīci jāpielieto lielāks spiediens, lai iespiestu visus kontaktslēdžus.



- 8** Nospiediet zibšņa pogu, lai veiktu zibšni. Tagad jums ir 2 iespējas, lai veiktu nākamo zibšni:




- A** Turiet zibšņa pogu nospiestu. Ierīce veic zibšni vienu pēc otra, kamēr drošības gredzens ir pilnā saskarē ar ādu. Tūlīt pēc zibšņa pavirziet ierīci uz nākamo zonu. Pārliecinieties, vai drošības gredzens ir pilnībā piespiests ādai.
- Šis virzīšanas un zibšņa (Slide & Flash) režīms ir īpaši piemērots lielāku zonu, piemēram, kāju, apstrādei.
- B** Atlaidiet zibšņa pogu pēc katra zibšņa. Nākamajam zibšnim novietojiet ierīci uz zonas tieši blakus iepriekš apstrādātajai vietai. Pārliecinieties, vai drošības gredzens ir pilnībā piespiests ādai.
- Šis soļa un zibšņa (Step & Flash) režīms nodrošina precīzu procedūras izpildi, piemēram, augšlūpai, ceļiem vai potītēm.

Piezīme. Pēc dažām sekundēm ierīce atkal ir gatava veikt zibšni, tāpēc pārliecinieties, vai pārvietojat to uz nākamo zonu tūlīt pēc zibšņa.

Vienas sesijas laikā neapstrādājiet to pašu zonu vairākas reizes. Tas neuzlabo procedūras efektivitāti, taču palielina ādas kairinājuma risku.

Piezīme. Redzamā gaisma, kuru izdala ierīce, ir gaismas impulsa zibšņa atspulgs uz ādas virsmas, un tas nav kaitīgs acīm. Tāpēc lietošanas laikā nav nepieciešams lietot aizsargbrilles.



- 9** Lai izvairītos no neapstrādātām zonām, vienmēr pārliecinieties, ka iepriekš apstrādātā zona un vieta, kur no jauna pielietojat ierīci, nedaudz pārklājas. Efektīvā gaismas tiek izdalīta tikai caur gaismas lodziņu. Pārliecinieties, ka zibšņi tiek izdalīti tuvu viens otram.
- 10** Pēc procedūras beigšanas, izslēdziet ierīci.
- 11** Pārbaudiet gaismas lodziņu un uzgali, vai tajos nav matu un netīrumu, un notīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").

Norādījumi procedūrai

Vidējais procedūras laiks

Zona	Aptuvenais procedūras laiks	Ieteicamais uzgali
Paduses	1 minūte katrai padusei	Ķermeņa/precīzais uzgali
Bikini zona	1 minūte katrā pusē	Ķermeņa/precīzais uzgali
Visai bikini zonai	4 minūtes	Ķermeņa/precīzais uzgali
Vienam kājas apakšstilbam	8 minūtes	Ķermeņa uzgali
Visai kājai	14 minūtes	Ķermeņa uzgali
Augšlūpa/zods/vaigu bārda	1 minūte	Precīzs uzgali

Piezīme. Iepriekš norādītie vidējie procedūras laiki fiksēti pētījumu un pārbauzu laikā. Individuāli procedūras laiki katrai personai var atšķirties.

Piezīme. Pilnībā uzlādētas baterijas nodrošina vismaz 370 zibšņus ar intensitāti 5. Ierīces lietošanas ilgums ir atkarīgs no procedūrai pakļautās zonas lieluma un izmantotā intensitātes iestatījuma.


Plānotās procedūras zonas

Ierīce ir paredzēta nevēlamu matiņu likvidēšanai no augšlūpas, zoda, vaigu bārdas, padusēm, rokām, vēdera, bikini zonas un kājām.

Ierīces izmantošana uz kājām

Aplūkojiet ieteicamās gaismas intensitātes tabulu nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļā "Gaismas intensitātes iestatīšana", lai uzzinātu, kādi iestatījumi ir piemēroti jūsu kājām.

- Varat pārvietot ierīci uz augšu un uz leju vai gar kāju atkarībā no tā, kā jums ērtāk.



Piezīme. Kaulainas zonas, piemēram, lielais liels kauls un potītes, ir jutīgākas nekā citas ķermeņa zonas. Cieši piespiežot uzgali šīm zonām, āda var būt uzņēmīgāka uz kairinājumu, piemēram, niezi un apsārtumu. Skatiet sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas" šajā nodaļā. Piespiediet uzgali pie ādas pietiekami spēcīgi, lai iedegtos zibšņa gatavības indikators, bet ne spēcīgāk.

Padoms. Ierīce var radīt nospiedumus uz ādas procedūrai pakļautajās zonās. Šie nospiedumi var norādīt, kur pārklājas procedūrai pakļautās zonas.

Pilnībā uzlādēta ierīce nodrošina pilnīgu ķermeņa un sejas procedūru (augšlūpa, paduses, bikini zona un kāju apakšējā daļa) vienā reizē.* Ja izmantojat ierīci, lai apstrādātu gan kāju apakšējo, gan augšējo daļu, iespējams, procedūras laikā ierīce būs jāuzlādē atkārtoti. Tā ir normāla parādība. Ierīces lietošanas ilgums ir atkarīgs no procedūrai pakļautās zonas un izmantotā intensitātes iestatījuma.

*Pamatojoties uz vidējo procedūras laiku katrai zonai un ieteicamo intensitāti vienam lietotājam.

Padoms. Daudzi lietotāji apvieno kāju procedūru ar citām aktivitātēm, piemēram, televizora skatīšanos vai mūzikas klausīšanos. Varat to izmēģināt, lai procedūra būtu patīkamāka un mierīgāka.

Ierīces lietošana bikini zonā

Aplūkojiet ieteicamās gaismas intensitātes tabulu nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļā "Gaismas intensitātes iestatīšana", lai uzzinātu, kādi iestatījumi ir piemēroti bikini zonai.

Principā Philips Lumea Precision Plus ir pietiekami droša un saudzīga visas bikini zonas apstrādei (piem., brazīliešu vai Holivudas stilā). Izmantojiet zemāku iestatījumu uz tumši pigmentētas, jutīgākas ādas bikini zonā. Neizmantojiet ierīci uz kaunuma lūpām, vagīnas un anālās atveres. Vīrieši, kas vēlas apstrādāt kaunuma zonu, nedrīkst izmantot ierīci uz sēkliniekiem.

***Piezīme.** Higiēnas iemeslu dēļ vienmēr notīriet uzgali, pirms sākt apstrādāt citu ķermeņa zonu.*

Ierīces izmantošana padusēs

Aplūkojiet ieteicamās gaismas intensitātes tabulu nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļā "Gaismas intensitātes iestatīšana", lai uzzinātu, kādi iestatījumi ir piemēroti jūsu padusēm.

Pārļiecinieties, vai pirms procedūras esat notīrījis dezodorantu, krēmu vai citus ādas kopšanas produktus no savām padusēm.

***Padoms.** Lai iegūtu optimālus rezultātus savās padusēs, nostāijieties spoguļa priekšā, lai varētu labi redzēt terapijai paredzēto zonu un zibšņa gatavības indikatoru. Paceliet roku un nolieciet plaukstu uz kakla, lai izstieptu ādu padušu zonā. Šādā veida drošības gredzenu var vieglāk piespiest ādai, atvieglojot procedūras veikšanu.*

***Piezīme.** Gaismas atspīdums netraumē jūsu acis. Ja izkliedētā gaisma ir nepatīkama, aizveriet acis, kad tiek veikts zibšnis.*



Ierīces lietošana uz sejas

Aplūkojiet ieteicamās gaismas intensitātes tabulu nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļā "Gaismas intensitātes iestatīšana", lai uzzinātu, kādi iestatījumi ir piemēroti jūsu sejai (augšlūpa, zods, vaigu bārda). Vienmēr izmantojiet **precīzo uzgali**, lai apstrādātu augšlūpu, zodu un vaigu bārdu. Nekad neizmantojiet ierīci ap acīm vai uzacu tuvumā. Apstrādājot augšlūpu, zodu vai vaigu bārdu, pārliecinieties, vai jūsu seja netiek pakļauta tiešai saules gaismas iedarbībai 24 stundu laikā pēc procedūras. Pēc procedūras uzklājiet pretsauļošanās līdzekli (SPF 30+) nākamās divas nedēļas pēc sejas pakļaušanas tiešai saules gaismai.



Padoms. Lai iegūtu optimālus rezultātus uz augšlūpas, zoda un vaigu bārdas, nostājieties spoguļa priekšā, lai varētu labi redzēt terapijai paredzēto zonu un zibšņa gatavības indikatoru.

Padoms. Žokļa kontūru dēļ var būt sarežģīti panākt pilnu drošības gredzena saskari ar ādu un veikt zibnsni. Novietojiet mēli starp zobiem un augšlūpu vai piepūstiet vaigus, lai atvieglotu šo procesu.

Padoms. Gaismas atspīdums netraumē jūsu acis. Ja izkļiedētā gaisma ir nepatīkama, aizveriet acis, kad tiek veikts zibnsnis.

Kā sasniegt optimālus rezultātus

- Tā ir normāla parādība, ja matiņi joprojām ir redzami pēc pirmajām procedūras reizēm (skatiet nodaļas "Ievads" sadaļu "Darbības princips", lai iegūtu papildinformāciju).
- Lai veiksmīgi likvidētu visus matiņus un novērstu, ka matu folikulas atkal paliek aktīvas, procedūra jāatkārto ik pēc divām nedēļām pirmo divu mēnešu laikā. Sajā laikā jūsu ādai jābūt gludai. Lūdzu, izlasiet sadaļu "Apkopes fāze", lai uzzinātu, kā saglabāt šos rezultātus.

Apkopes fāze

- Lai nodrošinātu, ka jūsu āda ir gluda un brīva no matiņiem, ieteicams atkārtot procedūru ik pēc 4 līdz 8 nedēļām. Starp procedūrām palikušais laiks var atšķirties atkarībā no individuālajām matu ataugšanas īpatnībām, kā arī dažādām ķermeņa zonām. Ja starp procedūrām ataug pārāk daudz matiņu, vienkārši vēlreiz saīsiniet procedūras intervālu, taču neapstrādājiet nevienu zonu biežāk kā reizi divās nedēļās. Ja izmantojat ierīci biežāk nekā ieteicams, netiek palielināta efektivitāte, bet pieaug ādas kairinājuma risks.

Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas

Izplatītās ādas reakcijas:

- Jūsu āda kļūst nedaudz sarkana un/vai parādās durstoša sajūta, tā tirpst vai ir nedaudz karsta. Šī reakcija ir pilnībā nekaitīga un ātri izzūd.
- Uz neilgu laiku apstrādātajās zonās var parādīties saules apdegumam līdzīga ādas reakcija. Ja tā nepazūd 3 dienu laikā, ieteicams sazināties ar ārstu.
- Skūšanās un gaismas terapijas apvienojums var izraisīt sausu ādu un niezi. Tā ir nekaitīga un pāriet dažu dienu laikā. Varat atdzēsēt šo zonu ar ledus iepakojumu vai mitru drānu. Ja sausums nepāriet, varat izmantot mitrinātāju bez aromāta uz procedūrai pakļautās zonas 24 stundu laikā pēc procedūras.

Reti blakusefekti:

- Apdegumi, spilgts apsārtums un pietūkums: šādas reakcijas rodas ļoti reti. Tās rodas, ja izmantojat gaismas intensitāti, kas ir pārāk augsta jūsu ādai. Ja šīs reakcijas nepazūd 3 dienu laikā, ieteicams sazināties ar ārstu. Uzgaidiet pirms nākamās procedūras, līdz āda ir pilnībā atlabusi, un pārlicinieties, ka izmantojat mazāku gaismas intensitāti.
- Ādas krāsas maiņa: šī parādība notiek ļoti reti. Ādas krāsas maiņa izpaužas kā tumšāki (hiperpigmentācija) vai gaišāki (hipopigmentācija) plankumi apkārtējā zona. Tā rodas, ja izmantojat savai ādas krāsai neatbilstoši augstu gaismas intensitāti. Ja krāsas maiņa nepāriet 2 nedēļu laikā, ieteicams sazināties ar ārstu. Neapstrādājiet šīs zonas, līdz krāsu maiņa nav pārgājusi un āda nav atguvusi ierasto ādas krāsu.
- Ādas infekcija un iekaisums: šī parādība notiek ļoti reti, un to, iespējams, izraisa ierīces lietošana uz brūcēm vai griezumiem, kas radušies skūšanās rezultātā, vai arī uz jau esošām brūcēm vai ieaugušiem matiņiem.
- Lielas sāpes: tās var rasties procedūras laikā vai pēc tās, ja izmantojat ierīci uz neskūtas ādas, ja izmantojat ierīci ar gaismas intensitāti, kas ir pārāk liela jūsu ādas krāsai, ja veicat zibsnī uz tās pašas zonas vairāk nekā vienu reizi un ja izmantojat ierīci uz vaļējām brūcēm, iekaisumiem, infekcijām, tetovējumiem, apdegumiem u.tml. Papildinformāciju skatiet nodaļas "Svarīgi!" sadaļā "Kontrindikācijas".

Pēc lietošanas

- Nelietojiet smaržas saturošus kosmētiskos līdzekļus uz apstrādātajām zonām uzreiz pēc procedūras.
- Neizmantojiet dezodorantu uzreiz pēc padušu apstrādes. Uzgaidiet, līdz pilnībā pazudis jebkāds ādas apsārtums.
- Informāciju par saules iedarbību un mākslīgo iedegumu skatiet nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļā "Saulošanās padomi".

Tīrīšana un kopšana

Lai nodrošinātu optimālus rezultātus un ilgu ierīces darbmūžu, tīriet ierīci pirms un pēc katras lietošanas reizes un, ja nepieciešams, arī procedūras laikā. Ierīces darbība zaudē efektivitāti, ja tā netiek pareizi notīrīta.

Nekad nemazgājiet ierīci vai tās daļas zem krāna ūdens vai trauku mazgājamā mašīnā.

Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķīdumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.

Neskrāpējiet gaismas lodziņu vai metālisko rāmi uzgaļu iekšpusē.



Piezīme. Pārļiecinieties, ka drošības gredzena kontaktslēdzi neaizsērē ar netīrumiem.

Piezīme. Pārtrauciet ierīces lietošanu, kad vairs nav iespējams notīrīt gaismas lodziņu vai uzgaļus. Lai uzzinātu, kā nomainīt detaļas, skatiet nodaļu “Piederumu pasūtīšana”.

1 Izslēdziet ierīci, atvienojiet no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.

Piezīme. Lietošanas laikā gaismas lodziņš uzkarst. Pirms tā tīrīšanas pārļiecinieties, ka tas ir atdzisis.

2 Lai noņemtu uzgali, ievietojiet pirkstus augšā un apakšā esošajās gropēs un uzmanīgi velciet. Uzgalis viegli nonāk nost.

3 Samitriniet kopā ar ierīci piegādāto mīksto drānu ar dažiem ūdens pilieniem un izmantojiet šādu daļu tīrīšanai:




- gaismas lodziņš
- uzgaļu ārējā virsma
- metālisks rāmis uzgaļu iekšpusē
- sarkanīgs filtra stikls precīzā uzgaļa iekšpusē

Piezīme. Ja ūdens nenotīra pietiekami efektīvi, izmantojiet dažus pilienus augstprocentīga spirta, lai notīrītu šīs daļas.

Piezīme. Piesārņots gaismas lodziņš un/vai piederums var izskatīties tāpat kā šajā attēlā. Notīriet ierīci pirms un pēc katras lietošanas reizes un, ja nepieciešams, arī procedūras laikā atbilstoši šajā nodaļā sniegtajiem norādījumiem.

Padoms. Ja vairs nav iespējams notīrīt uzgaļu malas ar ietverto tīrīšanas drānu, tā vietā izmantojiet kokvilnas vīkšķi. Pārļiecinieties, vai uz uzgaļiem vai gaismas lodziņa nepaliek pūkas vai šķiedras.

4 Ja nepieciešams, notīriet ierīces ārpusi ar sausu, mīkstu tīrīšanas drānu, kas piegādāta kopā ar ierīci.



Uzglabāšana

- 1** Izslēdziet ierīci, atvienojiet no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.
- 2** Pirms ierīces novietošanas glabāšanā, vienmēr notīriet to.
- 3** Ievietojiet ierīci piegādātajā ietvarā vai somiņā. Pārļiecinieties, vai precīzais uzgalis ir novietots uz ierīces.
- 4** Uzglabājiet ierīci sausā vietā temperatūrā no 0°C līdz 60°C.

Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus šai ierīcei, lūdzu, apmeklējiet mūsu tiešsaistes veikalu vietnē **www.shop.philips.com/service**. Ja tiešsaistes veikals jūsu valstī nav pieejams, vērsieties pie sava Philips izplatītāja vai Philips servisa centrā. Ja jums radušās grūtības ar piederumu iegādi savai ierīcei, lūdzu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformācija pieejama pasaules garantijas bukletā.

Nomaiņas rezerves daļas

Ir pieejamas sekojošās nomaiņas rezerves daļas:






- Ķermeņa uzgalis
- Precīzs uzgalis
- Adapteris
- Ietvars
- Somiņa
-
- Pēc ierīces darbmuža beigām neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā palīdzēsīt saudzēt vidi.
- Iebūvētās atkārtoti uzlādējamās baterijas satur vielas, kas var piesāņot vidi. Pirms ierīces izmešanas vai nodošanas oficiālā savākšanas punktā vienmēr izņemiet baterijas. Nododiet tās oficiālā bateriju savākšanas punktā. Ja bateriju izņemšana sagādā grūtības, dodieties ar šo ierīci uz Philips Servisa centru, kur tās izņems un utilizēs videi drošā veidā.




Akumulatoru bateriju izņemšana

Izņemiet atkārtoti uzlādējamās baterijas tikai tad, kad tās ir pilnīgi tukšas.

- 1 Atvienojiet ierīci no adaptera.
- 2 Darbiniet ierīci, līdz baterijas ir pilnībā tukšas. Ieslēdziet ierīci un veiciet zibšņus, līdz vairs nevarat ieslēgt ierīci.
- 3 Ievietojiet īleņu vai kādu citu asu rīku ierīces apakšējā vāciņā un izvelciet apakšējo vāciņu.
- 4 Izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet divas roktura apakšā esošās skrūves.
- 5 Noņemiet roktura augšējo daļu un pārgrieziet abus vadus, kas to pievieno ierīces apakšējai daļai.
- 6 Noraujiet bateriju savienotājus no bateriju spailēm, izmantojot garas kņabiles.
- 7 Izvelciet lādējamās baterijas ārā no ierīces, izmantojot garas kņabiles.





- 8 Pārgrieziet divus vadus vienlaikus, lai novērstu iespējamu trieciena risku, ko var radīt atlikušais lādiņš.

Garantija un apkope

Ja jums nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni **www.philips.com/support** vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.

Tehniskā specifikācija

Modelis SC2003

Nominālais spriegums	100V-240V
Nominālā frekvence	50Hz-60Hz
Nominālā jauda	7,5W
Aizsardzība pret elektrisko strāvas triecienu	II klase
Aizsardzības līmenis	IP 30 (EN 60529)
Izmantošanas nosacījumi	Temperatūra: no +15° līdz +35°C Relatīvais mitrums: no 25% līdz 95%
Uzglabāšanas nosacījumi	Temperatūra: no 0° līdz +60°C Relatīvais mitrums: no 5% līdz 95%
Ķermeņa uzgaļa spektrs	>570 nm
Precīzā uzgaļa spektrs	>600 nm
Litija jonu baterija	2 × 3,7 volti 1500 mAh

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kādas var rasties, rīkojoties ar ierīci. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot turpmāko informāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/support un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
lerīce nedarbojas.	Uzlādējamās baterijas ir tukšas.	Uzlādējiet ierīci (skatīt nodaļu 'Lādēšana').
	lerīce ir bojāta.	Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
lerīce pēkšņi izslēdzas.	Uzlādējamās baterijas ir tukšas.	Uzlādējiet ierīci (skatīt nodaļu 'Lādēšana').
Uzlādēšanas laikā adapteris uzsilst.	Tas ir normāli.	Nedariet neko.
Uzlādēšanas lampiņa neieslēdzas, kad ievietoju mazo kontaktdakšu ierīces kontaktligzdā.	Jūs neesat ievietojis adapteru sienas kontaktligzdā.	Ievietojiet mazo kontaktdakšu ierīces kontaktligzdā un iespraudiet adapteru sienas kontaktligzdā.
	Sienas kontaktligzdā nav strāvas.	Pievienojiet citu ierīci sienas kontaktligzdā, lai pārbaudītu, vai tā darbojas. Ja ligzdā ir strāva, taču ierīce joprojām netiek lādēta, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī, Philips izplatītāju vai Philips servisa centru.
	Adapters nav pareizi ievietots sienas kontaktligzdā un/vai mazā kontaktdakša nav pareizi ievietota ierīces kontaktligzdā.	Pārliedziniet, ka adapters ir pareizi ievietots sienas kontaktligzdā un/vai mazā kontaktdakša ir pareizi ievietota ierīces kontaktligzdā.
	lerīce ir bojāta.	Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Es ieslēdzu ierīci, bet nevaru palielināt vai samazināt gaismas intensitātes līmeni.	lerīcei jāveic atiestatīšana.	Lai atiestatītu ierīci, izslēdziet to un tad vēlreiz to ieslēdziet. Ja vēl joprojām nevarat noregulēt gaismas intensitātes līmeni, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Lampīņa 'gatavs gaismas impulsa zibsnim' neieslēdzas, kad es novietoju ierīci uz ādas.	Jūs neesat pareizi novietojis uzgali ar drošības gredzenu uz ādas.	Novietojiet ierīci 90° leņķī uz ādas, lai visi kontaktslēdži saskartos ar ādu. Pēc tam pārbaudiet, vai deg zibšņa gatavības indikators, un nospiediet zibšņa pogu.
		Ja tas neizdodas, novietojiet ierīci uz ķermeņa daļas, kur iespējams iegūt pilnu ādas kontaktu, piemēram, uz apakšdelma. Tad pārbaudiet, vai 'gatavs gaismas impulsa zibsnim' lampīņa iedegas. Ja 'gatavs gaismas impulsa zibsnim' lampīņa vēl joprojām neiedegas, kad novietojat to uz ādas, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
	Drošības gredzens ir netīrs.	Uzmanīgi notīriet drošības gredzenu. Ja nevarat kārtīgi notīrīt drošības gredzenu, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru, savu Philips izplatītāju vai Philips servisa centru, lai nomainītu uzgali.
Zibšņa gatavības indikators neiedegas, kad novietoju uzgali uz ādas, tomēr dzesēšanas ventilators darbojas.	Ir aktivizēta aizsardzība pret pārslodzi.	Kad aktivizējusies aizsardzība pret pārkāršanu, ventilators turpina darboties. Neizslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist apmēram 15 minūtes, pirms tās atkārtotas lietošanas. Ja 'gatavs gaismas impulsa zibsnim' lampīņa vēl joprojām neieslēdzas, kad novietojat ierīci uz ādas, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Lampīņa 'gatavs gaismas impulsa zibsnim' iedegas zaļā krāsā, tomēr ierīce neizdala zibšni, kad nospiežu zibšņa pogu.	Ierīcei jāveic atiestatīšana.	Lai atiestatītu ierīci, izslēdziet to un tad vēlreiz to ieslēdziet. Ja 'gatavs gaismas impulsa zibsnim' gaismiņa iedegas zaļā krāsā, bet ierīce vēl joprojām neizdala zibšņus, nospiežot zibšņa pogu, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Lietošanas laikā ierīce uzsilst.	Tas ir normāli.	Nedariet neko.
Ierīce nerāda 1. gaismas intensitātes līmeni, kad es to ieslēdzu.	Ierīcei jāveic atiestatīšana.	Lai atiestatītu ierīci, izslēdziet to un tad vēlreiz to ieslēdziet. Ja ierīce vēl joprojām nerāda 1. gaismas intensitātes līmeni, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Ierīce izdala dīvainu smaku.	Uzgalis un/vai filtra stikls ir netīrs.	Uzmanīgi notīriet uzgali. Ja nevarat kārtīgi notīrīt uzgali, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru, savu Philips izplatītāju vai Philips servisa centru, lai nomainītu uzgali.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Jūs neesat kārtīgi noskuvusi procedūrai pakļautajās ādas zonās esošos matiņus.	Ja uz procedūrai paredzētās zonas ir matiņi, tie var apdegt ierīces lietošanas laikā. Rezultātā sajūtiesiet neparastu smaku. Rūpīgi noskujiet procedūrai paredzēto zonu pirms ierīces lietošanas. Ja skūšanās izraisa ādas niezi, apgrieziet matiņus maksimāli īsi un izmantojiet komfortablu iestatījumu.
	Jūs esat uzglabājusi ierīci putekļainā vidē.	Dīvainā smaka pazūd pēc pāris zibšņiem.
Procedūras laikā āda ir daudz jutīgāka nekā parasti.	Izmantotā gaismas intensitāte ir pārāk augsta.	Pārbaudiet, vai esat iestatījis pareizo gaismas intensitātes līmeni. Ja nepieciešams, izvēlieties zemāku intensitātes līmeni.
	Jūs nenoskuvāt procedūrai pakļautās ādas zonas.	Noskujiet procedūrai paredzētās zonas pirms ierīces lietošanas. Ja skūšanās rada ādas kairinājumu, apgrieziet matiņus iespējami īsus un izmantojiet komfortablu iestatījumu.
	Bojāts gaismas lodziņa UV filtrs.	Ja bojāts gaismas lodziņa UV filtrs, vairs nelietojiet ierīci. Sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
	Ierīce ir bojāta.	Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Ierīces izmantošanas laikā jūtu nepieņemamas sāpes.	Jūs nenoskuvāt procedūrai pakļautās ādas zonas.	Noskujiet procedūrai paredzētās zonas pirms ierīces lietošanas. Ja skūšanās rada ādas kairinājumu, apgrieziet matiņus iespējami īsus un izmantojiet komfortablu iestatījumu.
	Jūs izmantojāt ierīci ādas zonai, kurā to nav paredzēts lietot.	Jūs nedrīkstat izmantot ierīci uz kaunuma lūpām, vagīnas, anālās atveres, krūšgaliem, areolām, lūpām, deguna nāšu un ausu iekšpusē, kā arī acu un uzacu zonā. Vīrieši to nedrīkst izmantot uz sejas vai sēkliniekiem.
	Jūs esat izmantojis pārāk lielu gaismas intensitāti.	Samaziniet gaismas intensitātes līmeni līdz tādām līmenim, kas jums ir patīkams. Skatiet nodaļas 'Sagatavošana lietošanai' sadaļu 'Gaismas intensitātes iestatīšana'.
	Bojāts gaismas lodziņš vai uzgaļa sarkanīgais filtra stikls.	Ja gaismas lodziņš vai precīzā uzgaļa sarkanīgais filtra stikls ir bojāts, vairs neizmantojiet ierīci ar šo uzgali. Vērsieties pie izplatītāja vai Philips servisa centrā, vai arī sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai veiktu uzgaļa nomaiņu.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Ierīce nav piemērota jūsu ādas krāsai.	Neizmantojiet ierīci, ja jums ir ļoti tumša āda. Neizmantojiet to tādā gadījumā, ja jūsu ķermeņa apmatojums ir gaiši blonds, sarkans, pelēks vai balts.
Pēc procedūras apstrādātās zonas kļūst sarkanas.	Neliels apsārtums ir normāls un nekaitīgs, kā arī tas ātri pazūd.	Nedariet neko.
Ādas reakcija pēc procedūras saglabājas ilgāk nekā parasti.	Jūs esat izmantojis pārāk lielu gaismas intensitāti.	Nākamreiz iestatiet zemāku gaismas intensitātes līmeni. Skatiet nodaļas 'Sagatavošana lietošanai' sadaļu 'Gaismas intensitātes iestatīšana'. Ja ādas reakcija nepazūd 3 dienu laikā, sazinieties ar savu ārstu.
Apmatojuma likvidēšanas rezultāti nav apmierinoši.	Jūs esat izmantojis pārāk zemu gaismas intensitāti.	Nākamreiz izvēlieties augstāku gaismas intensitātes līmeni.
	Izmantojot ierīci, procedūrai pakļautās ādas zonas pietiekami nepārklājās.	Lai iegūtu pieņemamus apmatojuma likvidēšanas rezultātus, ierīces lietošanas laikā apstrādātajām zonām ir jāpārklājas. Skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļas "Turpmākā lietošana" 9. darbību.
	Jūs neesat izmantojis ierīci tik bieži, cik ieteicams.	Lai veiksmīgi likvidētu visus matiņus un novērstu, ka matu saknes atkal paliek aktīvas, procedūra jāatkārto ik pēc divām nedēļām pirmo divu mēnešu laikā. Lai nodrošinātu, ka jūsu āda ir gluda, ieteicams atkārtot procedūru ik pēc četrām līdz sešām nedēļām. Starp procedūrām palikušais laiks var atšķirties atkarībā no individuālajām matu ataugšanas īpatnībām, kā arī dažādām ķermeņa zonām. Ja starp procedūrām ataug pārāk daudz matiņu, vienkārši vēlreiz sāsiniet procedūras intervālu, taču neapstrādājiet nevienu zonu biežāk kā reizi divās nedēļās. Ja izmantojat ierīci biežāk nekā ieteicams, netiek palielināta efektivitāte, bet pieaug ādas kairinājuma risks.
	Ierīce nav piemērota jūsu matu vai ādas krāsai.	Nelietojiet ierīci, ja jūsu ķermeņa apmatojuma krāsa ir blondā, ruda, sirma vai balta. Nelietojiet ierīci arī tad, ja jums ir ļoti tumša āda.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
<p>Matiņi atkal sāk ataugt dažās vietās procedūrai pakļautajās zonās.</p>	<p>Izmantojot ierīci, procedūrai pakļautās ādas zonas pietiekami nepārklājās.</p>	<p>Lai iegūtu pieņemamus apmatojuma likvidēšanas rezultātus, ierīces lietošanas laikā apstrādātajām zonām ir jāpārklājās. Skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļas "Turpmākā lietošana" 9. darbību.</p>
	<p>Matiņi atsākt augt dabiska matu augšanas cikla ietvaros.</p>	<p>Tā ir normāla parādība. Matiņu ataugšana ir dabiska matu augšanas cikla daļa. Ataugušie matiņi parasti ir mīkstāki un plānāki.</p>

Spis treści

Wprowadzenie	113
Korzyści	113
Technologia IPL (intensywnego światła impulsowego) do użytku w domu	113
Skuteczne zapobieganie odrastaniu włosów zapewnia efekt gładkości każdego dnia	114
Delikatne działanie, nawet w przypadku wrażliwych obszarów ciała	114
Zasilanie akumulatorowe zapewnia maksymalną swobodę ruchów i elastyczność	114
Akumulator o dużej żywotności umożliwia wykonanie pełnego zabiegu na całym ciele i twarzy	114
Bez konieczności wymiany części, bez ukrytych kosztów	114
Jak działa technologia IPL firmy Philips?	114
Wzrost włosów	114
Zasada działania	115
Opis ogólny	115
Ważne	116
Niebezpieczeństwo	116
Ostrzeżenie	116
Aby zapobiec uszkodzeniu	116
Uwaga	117
Aby uniknąć skrócenia czasu przydatności urządzenia Philips Lumea Precision Plus, należy pamiętać o następujących zaleceniach	117
Kto NIE powinien używać urządzenia Philips Lumea Precision Plus?	117
Przeciwwskazania	117
Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią	117
Nie używaj urządzenia, jeśli masz nieodpowiedni kolor skóry lub włosów, czyli	117
Z urządzenia nie wolno korzystać osobom cierpiącym na którekolwiek z poniższych schorzeń	118
Z urządzenia nie wolno korzystać osobom zażywającym którykolwiek z poniższych leków	118
Nie wolno używać urządzenia w następujących miejscach	119
Nie wolno używać urządzenia w miejscach oparzeń słonecznych, miejscach niedawno opalanych (w ciągu ostatnich 48 godzin) i miejscach stosowania samoopalaczy	119
Pola elektromagnetyczne (EMF)	119
Ładowanie	119
Przygotowanie do użycia	120
Przygotowanie skóry do depilacji	120
Ustawianie intensywności światła	121
Zalecane poziomy intensywności światła (1-5)	122
Ważne	122
Porady dotyczące opalania	122
Zasady używania	123
Wybór odpowiedniej nasadki	123
Pierwsze użycie i test na skórze	124
Dalsze korzystanie	125
Zalecenia dotyczące zabiegu	127
Przeciętny czas trwania zabiegu	127
Obszary ciała, do których przeznaczony jest urządzenie	127

Używanie urządzenia do usuwania owłosienia z nóg	127
Używanie urządzenia do usuwania owłosienia ze strefy bikini	128
Używanie urządzenia do usuwania owłosienia z pach	128
Używanie urządzenia do usuwania owłosienia z twarzy (górną wargę, podbródek, baczki)	129
Sposób osiągnięcia najlepszych rezultatów	129
Faza podtrzymania	130
Możliwe skutki uboczne i reakcje skórne	130
Po użyciu	131
Czyszczenie i konserwacja	131
Przechowywanie	132
Zamawianie akcesoriów	132
Części wymienne	132
Ochrona środowiska	132
Usuwanie akumulatorów	133
Gwarancja i serwis	134
Dane techniczne	134
Rozwiązywanie problemów	135

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/lumea.

Technologia depilacji światłem jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów trwałego usuwania niepożądanego owłosienia. Różnica w stosunku do stosowanych obecnie sposobów samodzielnej depilacji polega na silnym zahamowaniu odrastania włosów. Firma Philips bada tę metodę przy współpracy najlepszych dermatologów od ponad 10 lat. Teraz z tej nowatorskiej technologii można korzystać w wygodnym zaciszu własnego domu, w dowolnie wybranym miejscu i czasie.

Urządzenie zostało zaprojektowane i zoptymalizowane pod kątem użycia go przez kobiety, ale mogą z niego korzystać również mężczyźni.

Dzięki zastosowaniu dwóch specjalnie ukształtowanych nasadek urządzenie Philips Lumea Precision Plus umożliwia usuwanie zbędnego owłosienia z całego ciała i z twarzy (znad górnej wargi, z podbródka i baczek).

Urządzenie Philips Lumea Precision Plus jest przeznaczone do użytkowania tylko przez jedną osobę.

Więcej informacji o urządzeniu Philips Lumea Precision Plus można znaleźć na stronie www.philips.com/lumea. Warto także odwiedzać regularnie stronę główną, gdzie są publikowane nowe informacje.

Korzyści

Urządzenie oferuje następujące korzyści:

Technologia IPL (intensywnego światła impulsowego) do użytku w domu

Urządzenie Philips Lumea Precision Plus wykorzystuje opartą na emisji światła technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light — IPL). Technologia ta od piętnastu lat znajduje także zastosowanie w urządzeniach do depilacji przeznaczonych dla branży profesjonalnych usług kosmetycznych. Dzięki urządzeniu Philips Lumea Precision Plus można teraz bezpiecznie i efektywnie korzystać z tej nowatorskiej technologii także w zaciszu własnego domu.

Skuteczne zapobieganie odrastaniu włosów zapewnia efekt gładkości każdego dnia

Opisywana metoda depilacji zapewnia długotrwałą ochronę przed odrastaniem włosów i gwarantuje jedwabiście gładką skórę. Badania przeprowadzone przez firmę Philips wykazały, że znacząca redukcja owłosienia następuje już po dwóch zabiegach. Najlepsze rezultaty wymagały najczęściej czterech lub pięciu sesji, przy czym każda z nich przynosiła zauważalne zmniejszenie gęstości włosów. Czas, po jakim pojawiają się efekty stosowania urządzenia oraz ich trwałość zależą od cech poszczególnych użytkowników. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Sposób osiągnięcia najlepszych rezultatów” w rozdziale „Zasady używania”.

Delikatne działanie, nawet w przypadku wrażliwych obszarów ciała

Urządzenie Philips Lumea Precision Plus zostało zaprojektowane w ścisłej współpracy z wiodącymi dermatologami i przetestowane przez ponad 2000 kobiet w celu zapewnienia skutecznego i delikatnego działania, nawet w przypadku najwrażliwszych obszarów ciała oraz twarzy.

Zasilanie akumulatorowe zapewnia maksymalną swobodę ruchów i elastyczność

Ponieważ urządzenie jest zasilane akumulatorowo, można go używać w dowolnym miejscu.

Akumulator o dużej żywotności umożliwia wykonanie pełnego zabiegu na całym ciele i twarzy.

W pełni naładowany akumulator umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu na całym ciele i twarzy (górną wargę, pachy, okolice bikini i dolne partie nóg) bez przerw na ładowanie.*

* Na podstawie średniego czasu trwania zabiegu dla każdego obszaru oraz zalecanych poziomów intensywności dla jednego użytkownika.

Bez konieczności wymiany części, bez ukrytych kosztów


W urządzeniu Philips Lumea Precision Plus zastosowano wydajną lampę, która nie wymaga wymiany. Może ona wytworzyć ponad 100 000 błysków i powinna wystarczyć do stałego utrzymywania rezultatów depilacji przez okres 5 lat*, zapewniając jednocześnie znaczne oszczędności dzięki brakowi konieczności zakupu drogich lamp na wymianę.

* Na podstawie średniego czasu trwania zabiegu dla każdego obszaru oraz zalecanych poziomów intensywności dla jednego użytkownika.

Jak działa technologia IPL firmy Philips?

Wzrost włosów

Szybkość wzrostu włosów jest cechą indywidualną. Wpływają na nią między innymi takie czynniki, jak wiek czy metabolizm. Zasadniczo wzrost włosa jest jednak zawsze podzielony na 3 etapy.



1 Faza wzrostu (anagenowa)


W tej fazie następuje aktywny wzrost włosa z korzenia, a koncentracja melaniny osiąga najwyższy poziom. Melanina odpowiada za zabarwienie włosów. Od jej poziomu zależy także skuteczność depilacji światłem. Na działanie światła są podatne wyłącznie włosy znajdujące się w fazie wzrostu.

2 Faza degradacji (katagenowa)

Włos przestaje rosnąć, a korzeń kurczy się, co poprzedza wypadnięcie włosa.


3 Faza spoczynku (telogenowa)

Stary włos oddziela się od mieszka i wypada. Mieszek odpoczywa, dopóki zegar biologiczny nie nakaze mu wznowienia aktywności i nie rozpocznie się wzrost nowego włosa.




Zasada działania

- Urządzenie działa na zasadzie podgrzewania włosa i jego korzenia pod skórą. Melanina we włosie i w cebulce absorbuje generowane impulsy świetlne. Im ciemniejszy kolor włosa, tym więcej światła może on zaabsorbować. Ten proces stymuluje włos do przejścia do fazy spoczynku.



- Między zabiegami włosy wypadają w sposób naturalny, a proces odrastania jest wstrzymany. Wypadnięcie może nastąpić po tygodniu do dwóch.



- Optymalnej depilacji nie można osiągnąć w czasie pojedynczej sesji, ponieważ tylko włosy w fazie wzrostu są podatne na nasświetlenie. Podczas zabiegu włosy w danym obszarze skóry zwykle znajdują się na różnych etapach cyklu wzrostu. Skuteczne usunięcie wszystkich włosów wymaga kilkukrotnego powtórzenia zabiegu w dwutygodniowych odstępach.

Wbudowany filtr optyczny zapewnia, że światło ultrafioletowe nie dociera do skóry i urządzenie może być stosowane bezpiecznie.

Opis ogólny (rys. 5)

- 1 Okienko emisji światła z wbudowanym filtrem UV
- 2 Nasadki
Nasadka precyzyjna (odpowiednia do całego ciała, wraz z górną wargą, podbródkiem i baczkami)
Nasadka do ciała (odpowiednia do całego ciała poniżej szyi)
- 3 Metalowa ramka wewnątrz nasadki
- 4 System bezpieczeństwa (pierścień zabezpieczający z przełącznikami stykowymi)
- 5 Przycisk błysku
- 6 Wskaźniki intensywności (1- 5)
- 7 ▲ Przycisk zwiększania intensywności
- 8 ▼ Przycisk zmniejszania intensywności

- 9 Wskaźnik ładowania ze wskazaniem poziomu naładowania akumulatorów
 - 10 Wyłącznik
 - 11 Gniazdo urządzenia
 - 12 Wskaźnik gotowości do błysku
 - 13 Otwory wentylacyjne
 - 14 Zasilacz
 - 15 Mała wtyczka
- W zestawie również: futerał (SC2003/00) lub etui (SC2003/11) oraz szmatka do czyszczenia.

Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo



- Woda i elektryczność stanowią niebezpieczne połączenie. Nie używaj urządzenia w miejscu wilgotnym (np. w pobliżu odkręconego prysznica napełnionej wanny lub basenu).
- Urządzenie i zasilacz przechowuj w suchym miejscu.
- Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, nie wolno dotykać jego elementów wewnętrznych, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Do urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów.

Ostrzeżenie

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 15 roku życia. Młodzież w wieku 15–18 lat może korzystać z urządzenia za zgodą i/lub pod rodziców lub opiekunów. Osoby dorosłe w wieku od 19 lat wżwyż mogą swobodnie korzystać urządzenia.
- Ładuj urządzenie jedynie przy pomocy dołączonego zasilacza.
- Nie używaj urządzenia lub zasilacza w przypadku ich uszkodzenia.
- Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa nie wymieniaj wtyczki zasilacza na inną.
- Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go na oryginalny zasilacz tego samego typu.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli filtr UV okienka emisji światła jest uszkodzony.
- Nie należy korzystać z nasadki precyzyjnej, jeśli czerwona szybka jest uszkodzona.

Aby zapobiec uszkodzeniu:

- Upewnij się, że nic nie zakłóca przepływu powietrza przez otwory wentylacyjne.
- Nigdy nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy, nie potrząsaj nim ani go nie upuszczaj.

- Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z bardzo zimnego otoczenia do otoczenia bardzo ciepłego lub odwrotnie, odczekaj około 3 godzin przed jego użyciem.
- Przechowuj urządzenie w futerale lub etui, aby uchronić je przed zakurzeniem.
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Po użyciu zawsze wyłącz urządzenie.
- Nie wystawiaj urządzenia na kilkugodzinne bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ultrafioletowych.
- Nie kieruj błysków emitowanych przez urządzenie w stronę żadnej innej powierzchni niż skóra. Może to poważnie uszkodzić nasadki urządzenia i okienko emisji światła. Błysk można włączać tylko po przyłożeniu urządzenia do skóry.

Uwaga

- Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia wzroku, urządzenia nie wolno używać w miejscach wokół oczu i w okolicy brwi.
- Podczas korzystania z urządzenia używaj ustawień odpowiednich do rodzaju swojej skóry. Używanie ustawień wyższych niż zalecane zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji skórnych i skutków ubocznych.
- Urządzenie wraz z dwiema znajdującymi się w zestawie nasadkami służy wyłącznie do usuwania zbędnego owłosienia z obszarów ciała poniżej kości policzkowych. Nie używaj go w innych celach.

Aby uniknąć skrócenia czasu przydatności urządzenia Philips Lumea Precision Plus, należy pamiętać o następujących zaleceniach:

- Używaj i przechowuj urządzenie w temperaturze od 15°C do 35°C.
- Urządzenie jest wyposażone w system ochrony przed przegrzaniem. Jeśli urządzenie ulegnie przegrzaniu, nie będzie wykonywać błysku. W takiej sytuacji nie wyłączaj urządzenia, ale pozwól mu ostygnąć przez ok. 15 minut, a następnie kontynuuj zabieg.
- W sprawie przeglądu lub naprawy urządzenia, zawsze zgłaszaj się do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Philips. Naprawy przez osoby niewykwalifikowane mogą prowadzić do poważnego zagrożenia dla użytkownika urządzenia.
- Nie korzystaj z urządzenia w żadnym z przypadków wymienionych w części „Przeciwwskazania”.

Kto NIE powinien używać urządzenia Philips Lumea Precision Plus?

Nie każdy może korzystać z urządzenia Philips Lumea Precision Plus. Jeśli dotyczy Ciebie któraś z wymienionych sytuacji, to urządzenie **nie jest** przeznaczone dla Ciebie!

Przeciwwskazania

Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią.

Nie używaj urządzenia, jeśli masz nieodpowiedni kolor skóry lub włosów, czyli:

- Jeśli naturalny kolor Twoich włosów w miejscach, które chcesz depilować, to jasny blond, biały, siwy lub rudy.

- Jeśli masz skórę typu VI (bardzo rzadko lub nigdy nie przydarzają Ci się oparzenia słoneczne i opalasz się na bardzo ciemny kolor; Twoja skóra jest brązowoczarna lub ciemniejsza), korzystanie z urządzenia Philips Lumea Precision Plus z dużym prawdopodobieństwem mogłoby narazić Cię na ryzyko reakcji skórnych, takich jak mocne zaczerwienienie, oparzenia lub przebarwienia. Patrz również rozdział „Zasady używania”, część „Możliwe skutki uboczne i reakcje skórne”.

Z urządzenia nie wolno korzystać osobom cierpiącym na którekolwiek z poniższych schorzeń:

- Choroby skóry, na przykład aktywny rak skóry, przebyte zachorowanie na raka skóry lub inny nowotwór wykryty w miejscu, które chcesz depilować.
- Zmiany przedrakowe lub liczne znamiona atypowe w miejscach, które chcesz depilować.
- Wcześniejsze wystąpienie zaburzeń kolagenowych, włącznie z przypadkami tworzenia blizny keloidowej lub problemów z gojeniem ran.
- Występujące wcześniej zaburzenia naczyniowe, takie jak obecność żylaków lub ektażja naczyniowa w miejscu, które chcesz depilować.
- Jeśli Twoja skóra jest wrażliwa na światło i łatwo pojawia się niej wysypka lub reakcje alergiczne.
- Infekcje, egzemy, poparzenia, zapalenie mieszków włosowego, otwarte skaleczenia, otarcia, opryszczka, rany lub obrażenia i krwiaki w miejscu, które chcesz depilować.
- Przebyte operacji chirurgicznych w miejscu, które chcesz depilować.
- Epilepsja z wrażliwością na światło błyskowe.
- Cukrzyca, toczeń rumieniowaty, porfiria lub niewydolność serca.
- Zaburzenia krzepnięcia krwi.
- Przebyte choroby obniżające odporność (w tym zakażenie wirusem HIV lub AIDS).

Z urządzenia nie wolno korzystać osobom zażywającym którekolwiek z poniższych leków:

- Obecnie lub w niedawnej przeszłości stosowane na skórę alfa-hydroksykwasy (AHA), beta-hydroksykwasy (BHA), miejscowo stosowana izotretynoina i kwas azelainowy.
- W ciągu ostatnich sześciu miesięcy przyjmowana w dowolnej postaci izotretynoina Accutane® lub Roaccutane®. Takie leczenie może sprawić, że skóra będzie bardziej podatna na pęknięcie, zranienie lub podrażnienie.
- Środki przeciwbólowe, które zmniejszają wrażliwość na ciepło.
- Środki lub leki fotouczulające. Sprawdź ulotkę dołączoną do lekarstwa. Nigdy nie stosuj urządzenia, jeśli w ulotce stwierdzono, że lekarstwo może powodować reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne lub jeśli konieczne jest unikanie słońca podczas przyjmowania leku.
- Wszelkie leki przeciwzakrzepowe (włącznie z często przyjmowaną aspiryną) przyjmowane w sposób, który nie zapewnia okresu wypłukania o długości co najmniej jednego tygodnia przez każdym zabiegiem.
- Leki immunosupresyjne.

Nie wolno używać urządzenia w następujących miejscach:

- Wokół oczu i w pobliżu brwi.
- Na sutkach i ich otoczkach, wargach sromowych mniejszych, w okolicy pochwy i odbytu oraz wewnątrz nozdrzy i uszu.
- Mężczyźni nie mogą używać urządzenia do depilacji moszny ani twarzy.
- Na obszarach lub w pobliżu obszarów zawierających sztuczne obiekty, takie jak implanty silikonowe, rozruszniki serca, podskórne miejsca iniekcji (dozowniki insuliny) lub kolczyki.
- Na znamionach, piegach, dużych żyłach, ciemniejszych obszarach skóry, bliznach i zmianach na skórze bez konsultacji z lekarzem. Może to spowodować poparzenia i zmiany koloru skóry, a w następstwie jej poważniejsze schorzenia (np. raka skóry).
- Na brodawkach, tatuażach i miejscach z makijażem permanentnym. Może to spowodować poparzenia i zmiany koloru skóry (hipopigmentacja lub hiperpigmentacja).
- W miejscach stosowania dezodorantów o przedłużonym działaniu. Może to spowodować reakcje skórne (patrz rozdział „Zasady używania”, część „Możliwe skutki uboczne i reakcje skórne”).

Nie wolno używać urządzenia w miejscach oparzeń słonecznych, miejscach niedawno opalanych (w ciągu ostatnich 48 godzin) i miejscach stosowania samoopalaczy:

- Opalanie zawsze może mieć wpływ na bezpieczeństwo zabiegów. Dotyczy zarówno wystawiania ciała na naturalne światło słoneczne, jak i stosowania sztucznych metod, takich jak środki chemiczne, urządzenia itp. Osoby opalone lub planujące się opalać powinny zapoznać się z rozdziałem „Przygotowanie do użycia”, część „Porady dotyczące opalania”.

Uwaga: Przytoczona lista nie jest wyczerpująca. Jeśli nie masz pewności, czy wolno Ci korzystać z urządzenia, zalecamy konsultację z lekarzem.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają wyniki aktualnych badań naukowych.



Ładowanie

W pełni naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem lub po rozładowaniu akumulatorów. Pełne ładowanie akumulatorów trwa do 1 godziny i 40 minut.

Naładuj urządzenie, kiedy wskaźnik ładowania zacznie świecić na pomarańczowo, co oznacza, że poziom naładowania akumulatora jest niski i wkrótce się on rozładuje.

W pełni załadowany akumulator pozwala wykonać przynajmniej 370 błysków przy intensywności światła ustawionej na 5.

W pełni ładuj urządzenie co 3–4 miesiące, nawet jeśli nie jest ono używane przez dłuższy czas.



Urządzenie należy ładować w następujący sposób:

1 Wyłącz urządzenie.

2 Włóż małą wtyczkę do gniazda w urządzeniu, a zasilacz do gniazdka elektrycznego.

- ▶ Jeśli wskaźnik ładowania miga w kolorze zielonym, oznacza to, że trwa ładowanie urządzenia.
- ▶ Gdy akumulatory są w pełni naładowane, wskaźnik ładowania świeci stałym światłem na zielono.

Uwagi:

- Podczas ładowania urządzenie i zasilacz mogą się nagrzewać. Jest to normalny objaw.
- W trakcie ładowania nie można korzystać z urządzenia.
- Urządzenie posiada funkcję ochrony przed przegrzaniem akumulatora i ładowanie nie rozpocznie się, jeśli temperatura otoczenia będzie wyższa niż 40°C.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia i zasilacza podczas ładowania.

3 Po zakończeniu ładowania wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazdka elektrycznego, a następnie wyciągnij małą wtyczkę z urządzenia.

Przygotowanie do użycia

Aby uzyskać najlepsze rezultaty i najwyższą skuteczność, przygotuj obszary, na których chcesz stosować urządzenie, w sposób opisany poniżej.


Przygotowanie skóry do depilacji

1 Ogól miejsca, w których chcesz wykonać zabieg, jeśli włosy ciągle odrastają.

Uwaga: Jeśli ostatnio używana metoda depilacji opierała się na usuwaniu włosów przy korzeniu (mechanicznie, przy użyciu wosku itp.), należy zaczekać z użyciem urządzenia Philips Lumea Precision Plus, aż włosy zaczną w widoczny sposób odrastać. Nie można zastąpić golenia zastosowaniem kremów do depilacji.

Prosimy pamiętać, że stosowanie urządzenia w nieogolonych lub niewłaściwie ogolonych miejscach może powodować szereg niepożądanych efektów:

- Okienko emisji światła i nasadka mogą zostać zanieczyszczone włosami i brudem, co spowoduje spadek efektywności urządzenia i skróci jego żywotność. Plamy i kropki występujące na okienku emisji światła i na nasadkach mogą ponadto sprawić, że zabieg stanie się bolesny oraz spowodować reakcje skórne w rodzaju zaczerwienienia i przebarwień.
- Włosy mogą się palić, co będzie powodować nieprzyjemny zapach.



- 2 Oczyszć skórę i upewnij się, że jest pozbawiona włosów, sucha oraz wolna od tłustych substancji (na przykład obecnych w produktach kosmetycznych, takich jak dezodoranty, balsamy, perfumy, kremy do opalania i kremy z filtrem przeciwsłonecznym).
- 3 Skontroluj urządzenie, a zwłaszcza okienko emisji światła i nasadkę. Nie mogą się na nich znajdować włosy, kurz ani nitki. Wszelkie zanieczyszczenia należy usunąć zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

Uwagi:

- Jeśli po goleniu na Twojej skórze pojawiają się rany lub zmiany, może to oznaczać, że jest ona bardziej wrażliwa, a zabieg światłem może czasami powodować uczucie dyskomfortu.
- Kiedy włosy przestaną odrastać — co zwykle następuje po 4–5 zabiegach — nie będzie już konieczne golenie przed użyciem urządzenia.

Ustawianie intensywności światła

Philips Lumea Precision Plus to urządzenie przeznaczone do użytku domowego. W związku z tym powodowany przez nie ból nie może być porównany do odczuć związanych z korzystaniem z profesjonalnych urządzeń wykorzystujących światło. Impulsy generowane przez to urządzenie firmy Philips są delikatniejsze, więc cały zabieg jest **komfortowy i skuteczny**.

Intensywność światła należy dostosować do koloru skóry i włosów na ciele, ustawiając optymalny poziom.

Poniższa tabela z zalecanymi poziomami intensywności światła pomoże określić właściwą wartość.

- 1 Skorzystaj z poniższej tabeli, aby określić właściwe poziomy intensywności światła dla koloru swojej skóry i włosów na ciele, a także w celu sprawdzenia, czy ta metoda depilacji jest właściwa (jeśli nie, zostanie to oznaczone symbolem x w tabeli).
- 2 Każdy obszar ciała, a być może nawet jego części, mogą wymagać innego ustawienia intensywności światła, a odpowiednią wartość można wyczytać z poniższej tabeli. Przy większej intensywności metoda daje lepsze rezultaty, ale w przypadku poczucia bólu bądź dyskomfortu należy zmniejszyć siłę błysków.

Uwaga: Wymagana intensywność światła dla poszczególnych obszarów ciała może różnić się w zależności od koloru skóry. Na przykład skóra dolnych partii nóg może mieć ciemniejszy odcień niż pachy z powodu częstszego wystawienia na działanie słońca.

Osoby o ciemniejszej skórze są bardziej narażone na podrażnienia, ponieważ ich skóra pochłania więcej światła. Z tego powodu tym osobom zalecamy użycie niższych poziomów intensywności światła.

Impuls światła może dawać na skórze poczucie ciepła lub gorąca, ale nie powinien być bolesny. Aby zapobiec reakcjom skórny, zapoznaj się z rozdziałem „Zasady używania”, część „Możliwe skutki uboczne i reakcje skórne”.

Zalecane poziomy intensywności światła (1-5)

Symbol 'x' w poniższej tabeli oznacza, że urządzenie nie jest odpowiednie dla Ciebie.

Kolor i charakterystyka skóry:	Biała (zawsze ulega poparzeniom słonecznym, bez opalenizny)	Beżowa (łatwo ulega poparzeniom słonecznym, minimalna opalenizna)	Jasno-brązowa (czasami ulega poparzeniom słonecznym, dobra opalenizna)	Brązowa (rzadko ulega poparzeniom słonecznym, szybka i dobra opalenizna)	Ciemno-brązowa (rzadko ulega poparzeniom słonecznym, bardzo dobra opalenizna)	Brązowoczarna lub ciemniejsza (rzadko lub nigdy nie ulega poparzeniom słonecznym, bardzo ciemna opalenizna)
Kolor włosów na ciele:						
ciemny blond/ jasnobrązowe/ brązowe/ciemnobrązowe/ czarne	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
białe/siwe/rude/ jasny blond	x	x	x	x	x	x

Ważne

Aby sprawdzić, czy urządzenie Philips Lumea Precision Plus jest dla Ciebie odpowiednie, zapoznaj się z częścią zatytułowaną „Kto nie powinien używać urządzenia Philips Lumea Precision Plus?”.

Jeśli od czasu ostatniego zabiegu Twoja skóra była wystawiona na działanie słońca lub metod sztucznego wywoływania opalenizny, może teraz mieć ciemniejszy odcień. Zapoznaj się z powyższą tabelą, aby określić, jakie nastawienie będzie odpowiednie dla Twojego koloru skóry.

Porady dotyczące opalania**Wystawienie skóry na słońce przed zabiegiem**

- Jeśli Twoja skóra się opaliła, zrób test na skórze (patrz rozdział „Zasady używania”, część „Pierwsze użycie”) w miejscu, z którego chcesz usunąć owłosienie, aby określić odpowiednią intensywność światła. Jeśli tego nie zrobisz, ryzykujesz, że użycie urządzenia Philips Lumea Precision Plus spowoduje wystąpienie reakcji skórnych.
- Zanim użyjesz urządzenia, odczekaj co najmniej 48 godzin od czasu ostatniego opalania się. Twoja skóra może pociemnieć lub mogą wystąpić oparzenia słoneczne (zaczernienie skóry).
- Po upływie 48 godzin sprawdź, czy skóra nosi ślady oparzeń słonecznych. Dopóki ewentualne oparzenia nie ustąpią, nie korzystaj z urządzenia Philips Lumea Precision Plus.
- Po zniknięciu oparzeń zrób test na skórze (patrz rozdział „Zasady używania”, część „Pierwsze użycie”) w miejscu, z którego chcesz usunąć owłosienie, aby określić odpowiednią intensywność światła.

Wystawienie skóry na słońce po zabiegu

- Przez 24 godziny po zabiegu nie należy wystawiać na działanie słońca miejsc, z których usuwane były włosy. Po upływie tego czasu także należy się jednak upewnić, że poddana sesji skóra nie jest zaczerwieniona.
- Wychodząc na słońce, obszary ciała poddane zabiegowi należy przez dwa tygodnie smarować kremem z filtrem SPF 30 lub silniejszym.
- Wystawianie na słońce niechronionych obszarów ciała bezpośrednio po depilacji może zwiększać ryzyko powstania niepożądanych skutków ubocznych i reakcji skórnych. Zapoznaj się z rozdziałem „Zasady używania”, część „Możliwe skutki uboczne i reakcje skórne”.

Opalanie się przy użyciu urządzeń wytwarzających światło

- W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi powyżej w punktach „Wystawienie skóry na słońce przed zabiegiem” i „Wystawienie skóry na słońce po zabiegu”.

Korzystanie z samoopalaczy

- Osoby korzystające z samoopalaczy powinny przed użyciem urządzenia Philips Lumea Precision Plus odczekać, aż sztuczna opalenizna całkowicie zniknie.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o niepożądanych reakcjach skórnych, zapoznaj się z rozdziałem „Zasady używania”, część „Możliwe skutki uboczne i reakcje skórne”.

Zasady używania

Aby określić właściwe poziomy intensywności światła dla koloru swojej skóry i włosów na ciele, zapoznaj się z tabelą zalecanych ustawień w rozdziale „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie intensywności światła”. Z urządzenia należy korzystać w **dobrze oświetlonym** pomieszczeniu, ponieważ zmniejsza to odczuwalną jasność błysku. Przed użyciem urządzenia należy ogolić miejsca, w których ma być wykonany zabieg (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część „Przygotowanie skóry do depilacji”).


Jeśli w jakimkolwiek momencie zabieg stanie się zbyt bolesny, zmniejsz intensywność światła do poziomu, który zapewni Ci komfort. W przypadku zauważenia reakcji skórnych o natężeniu większym niż lekkie zaczerwienienie, natychmiast przerwij sesję i zapoznaj się z częścią „Możliwe skutki uboczne i reakcje skórne” w tym rozdziale.


Wybór odpowiedniej nasadki

- Nasadka do ciała

Nasadka do ciała umożliwia usuwanie zbędnego owłosienia z całego ciała poniżej linii szyi (wyjątki opisano w rozdziale „Ważne”, część „Przeciwwskazania”). Nasadka do ciała pokrywa obszar 4cm². Została specjalnie zaprojektowana, aby umożliwić szybsze wykonanie zabiegów na większych obszarach, takich jak nogi.

Nie wolno używać nasadki do ciała na twarzy.






- Nasadka precyzyjna

Nasadka precyzyjna ma dodatkowy wbudowany filtr światła. Umożliwia bardzo bezpieczne usuwanie owłosienia znad górnej wargi, podbródka i baczek. Można jej też używać w innych wrażliwych miejscach ciała, na przykład pod pachami, w okolicy bikini i w miejscach trudno dostępnych.

Nie wolno używać urządzenia wokół oczu i w pobliżu brwi.


Pierwsze użycie i test na skórze



- 1 Wybierz nasadkę odpowiednią do obszaru, z którego chcesz usuwać owłosienie.


- 2 Następnie wybierz miejsce w pobliżu tego obszaru.

Uwaga: Zanim użyjesz urządzenia nad górną wargą, na podbródku lub baczkach, wybierz pozbawione znamion i włosów miejsce pod uchem, aby przeprowadzić na nim test.



- 3 Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie.

► Po włączeniu urządzenie zawsze automatycznie ustawia najniższy poziom intensywności.




- 4 Wykonaj jeden błysk przy użyciu najniższego ustawienia zalecanego dla Twojego typu skóry (instrukcje dotyczące wyzwalania błysku opisano w krokach od 6 do 9 w części „Dalsze korzystanie” w tym rozdziale).

- 5 Zaczynij podnosić intensywność o jeden poziom w zakresie zalecanym dla Twojej skóry, wykonując za każdym razem po jednym błysku, dopóki nie stanie się to nieprzyjemne (bolesne). Nie aplikuj więcej niż jednego błysku na to samo miejsce.


- 6 Po zakończeniu testu na skórze odczekaj 24 godziny i sprawdź, czy nie wystąpiła reakcja skórna. Jeśli tak, podczas następnej sesji wybierz najwyższe ustawienie intensywności, które nie spowodowało reakcji.

Podczas pierwszego użycia urządzenia wykonaj test na skórze w obszarze, który ma być poddany zabiegowi, aby sprawdzić reakcje swojej skóry i przywyknąć do zabiegów wykonywanych przy użyciu światła.

Dalsze korzystanie



- 1 Przed każdym zabiegiem należy wyczyścić nasadki, okienko emisji światła oraz metalowe ramki wewnątrz nasadek urządzenia Philips Lumea Precision Plus. Więcej informacji można uzyskać w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.




- 2 Wybierz nasadkę odpowiednią do obszaru, z którego chcesz usuwać owłosienie.

- 3 Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie.

Uwaga: Nagrzewanie urządzenia i nasadki podczas użycia jest normalnym zjawiskiem.


- 4 Każdy zabieg należy rozpoczynać od bardzo starannego wybrania poziomu intensywności światła w oparciu o stopień wrażliwości skóry oraz odczucia w trakcie używania urządzenia.

Skóra z wielu powodów może reagować inaczej w zależności od dnia i innych okoliczności, szczególnie po opalaniu. Zapoznaj się z częścią „Możliwe skutki uboczne i reakcje skórne” w tym rozdziale, aby uzyskać więcej informacji.




- 5 Naciśnij przycisk ▲, aby zwiększyć intensywność. Aby zmniejszyć intensywność, naciśnij przycisk ▼.

- ▶ Każde naciśnięcie przycisku spowoduje miganie przez kilka sekund odpowiedniego wskaźnika intensywności.




- 6 Przyłóż urządzenie do skóry pod kątem prostym, tak aby nasadka i pierścień bezpieczeństwa zetknęły się ze skórą.




- 7 Delikatnie dociśnij cały pierścień bezpieczeństwa do skóry.

Uwaga: Pierścień bezpieczeństwa ma przełączniki stykowe, które wspólnie tworzą system bezpieczeństwa tego urządzenia. Ten pierścień bezpieczeństwa zapobiega wykonaniu przypadkowego błysku bez kontaktu ze skórą.



- Gdy wszystkie przełączniki stykowe na pierścieniu dotkną skóry i urządzenie będzie naładowane, wskaźnik gotowości do błysku umieszczony z tyłu urządzenia zaświeci się na zielono. Może to potrwać kilka sekund.

Wskazówka: Aby ułatwić użycie, naciągnij obszar skóry, który ma zostać poddany zabiegowi. W miejscach z bardziej miękką skórą może być konieczne mocniejsze naciśnięcie urządzenia, aby wepchnąć wszystkie przełączniki stykowe.



- 8** Naciśnij przycisk błysku, aby wyzwolić błysk. Następnny błysk możesz wyzwolić na dwa sposoby:



- A Przytrzymaj naciśnięty przycisk błysku. Urządzenie wyzwala jeden błysk po drugim, dopóki pierścień bezpieczeństwa jest w pełnym kontakcie ze skórą. Po jednokrotnym błysku natychmiast przesun urządzenie na następny obszar. Upewnij się, że pierścień bezpieczeństwa jest całkowicie przyciśnięty do skóry.

Ta metoda jest szczególnie wygodna przy wykonywaniu zabiegu na większych obszarach, takich jak nogi.


- B Zwolnij przycisk po każdym błysnięciu. Aby wyzwolić następnny błysk, umieść urządzenie tuż obok miejsca poprzednio naświetlanego. Upewnij się, że pierścień bezpieczeństwa jest całkowicie przyciśnięty do skóry.

Ta metoda gwarantuje precyzyjne przeprowadzenie zabiegu, np. nad górną wargą, na kolanach lub kostkach.

Uwaga: Po kilku sekundach urządzenie jest gotowe do następnego błysku, więc natychmiast po wystąpieniu błysku należy je przesunąć na następny obszar.

Podczas jednej sesji nie należy wielokrotnie używać urządzenia w tym samym miejscu na ciele. Nie podnosi to skuteczności zabiegów, a zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji skórnych.

Uwaga: Widoczne światło generowane przez urządzenie stanowi odbłask błysku na skórze i jest niegroźne dla oczu. Podczas stosowania urządzenia nie trzeba zakładać okularów ochronnych.



- 9** Aby uniknąć pominięcia niektórych obszarów, podczas umieszczania urządzenia przy skórze zawsze upewnij się, że dany obszar nakłada się częściowo na wcześniejsze miejsce. Efektywne światło pochodzi wyłącznie z okienka emisji światła. Upewnij się, że błyski są wykonywane blisko siebie.

- 10** Wyłącz urządzenie po zakończeniu zabiegu.

- 11** Po zakończonym użyciu urządzenia wyczyść je i sprawdź, czy okienko emisji światła i nasadka nie są zanieczyszczone włosami lub brudem (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).

Zalecenia dotyczące zabiegu

Przeciętny czas trwania zabiegu

Obszar	Szacunkowy czas zabiegu	Zalecana nasadka
Pachy	1 minuta na każdą pachę	Nasadka do ciała/precyzyjna
Okolice bikini	1 minuta na każdą stronę	Nasadka do ciała/precyzyjna
Cała okolica bikini	4 minuty	Nasadka do ciała/precyzyjna
Dolna część nogi	8 minut	Nasadka do ciała
Cała noga	14 minut	Nasadka do ciała
Górna warga/ podbródek/ baczki	1 minuta	Nasadka precyzyjna

Uwaga: Podane powyżej czasy trwania zabiegu uzyskano podczas badań i testów. Czas trwania zabiegu wykonywanego przez poszczególne osoby może być inny.

Uwaga: W pełni naładowane akumulatory umożliwiają wykonanie co najmniej 370 błysków z intensywnością 5. Dostępny czas pracy urządzenia zależy od powierzchni obszaru poddawanego zabiegowi oraz ustawienia intensywności.

Obszary ciała, do których przeznaczone jest urządzenie

Urządzenie jest przeznaczone do usuwania zbędnego owłosienia z górnej wargi, z podbródka, baczek, pach, rąk, brzucha, strefy bikini oraz nóg.


Używanie urządzenia do usuwania owłosienia z nóg

Aby określić właściwe poziomy intensywności światła dla skóry swoich nóg, zapoznaj się z tabelą zalecanych ustawień w rozdziale „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie intensywności światła”.

- Możesz przesunąć urządzenie w górę lub w dół lub w poprzek nogi, tak aby było to dla Ciebie wygodne.

Uwaga: Skóra w miejscach, gdzie tuż pod nią znajdują się kości, na przykład kość piszczelowa lub kostki, jest bardziej wrażliwa niż w innych miejscach ciała. Jeśli podczas depilacji tych miejsc będziesz przyciskać nasadkę z dużą siłą, mogą częściej występować niepożądane reakcje w rodzaju podrażnienia i zaczerwienienia. Zapoznaj się z częścią „Możliwe skutki uboczne i reakcje skórne” w tym rozdziale. Nasadka powinna być przyciskana do skóry z taką siłą, by włączył się wskaźnik gotowości do błysku, nie mocniej.

Wskazówka: Na obszarach poddawanych zabiegowi urządzenie może pozostawiać odcisnięte ślady na skórze. Dzięki nim łatwiej zorientujesz się, gdzie obszary te mają zachodzić na siebie.



W pełni naładowany akumulator umożliwi przeprowadzenie pełnego zabiegu ciała i twarzy (górną wargę, pachy, okolice bikini i dolne partie nóg).* Jeśli zechcesz usunąć owłosienie z nóg poniżej i powyżej kolan, może być konieczne przerwanie zabiegu i doładowanie akumulatora urządzenia. Jest to normalna sytuacja. Dostępny czas pracy urządzenia zależy od powierzchni obszaru poddawanego zabiegowi oraz ustawienia intensywności.

* Na podstawie średniego czasu trwania zabiegu dla każdego obszaru oraz zalecanych poziomów intensywności dla jednego użytkownika.

Wskazówka: Wiele osób łączy usuwanie owłosienia z nóg z innymi domowymi czynnościami, na przykład oglądaniem TV czy słuchaniem muzyki. Ty także możesz tego spróbować, aby zabiegi stały się przyjemniejsze i bardziej odprężające.

Używanie urządzenia do usuwania owłosienia ze strefy bikini

Aby określić właściwe poziomy intensywności światła dla skóry strefy bikini, zapoznaj się z tabelą zalecanych ustawień w rozdziale „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie intensywności światła”.

Urządzenie Philips Lumea Precision Plus jest na tyle bezpieczne i delikatne, że można je stosować do całej strefy bikini (np. do depilacji „brazylijskiej” lub „hollywoodzkiej”). W tych punktach strefy bikini, gdzie skóra ma silniejszą pigmentację, należy używać niższego poziomu intensywności światła. Nie wolno stosować urządzenia do skóry na wargach sromowych mniejszych, w okolicach pochwy i odbytu. Mężczyźni usuwający owłosienie łonowe nie mogą używać urządzenia na skórze moszny.

Uwaga: Ze względów higienicznych należy wyczyścić nasadkę przed przystąpieniem do depilacji innych obszarów.

Używanie urządzenia do usuwania owłosienia z pach

Aby określić właściwe poziomy intensywności światła dla skóry swoich pach, zapoznaj się z tabelą zalecanych ustawień w rozdziale „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie intensywności światła”.

Pamiętaj, że przed rozpoczęciem zabiegu konieczne jest całkowite usunięcie ze skóry pach dezodorantów, perfum, kremów i innych środków do pielęgnacji skóry.



Wskazówka: Aby osiągnąć optymalne wyniki depilacji pach, stań przed lustrem, tak by dobrze widzieć obszar poddawany zabiegowi oraz wskaźnik gotowości do błysku. Unieś ramię i połóż dłoń na szyi, aby skóra pachy była odpowiednio napięta. W ten sposób łatwiej będzie docisnąć do skóry pierścien bezpieczeństwa, co ułatwi przeprowadzenie zabiegu.

Uwaga: Odbite światło nie jest szkodliwe dla oczu. Jeśli jednak odbicia rozproszonego światła będą nieprzyjemne, wystarczy, jeśli przy wyzwalaniu błysku zamkniesz na chwilę oczy.

Używanie urządzenia do usuwania owłosienia z twarzy (górną wargę, podbródek, baczki)

Aby określić właściwe poziomy intensywności światła dla skóry twarzy (nad górną wargą, na podbródku i baczkach), zapoznaj się z tabelą zalecanych ustawień w rozdziale „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie intensywności światła”.

Do usuwania owłosienia z tych miejsc zawsze używaj **nasadki precyzyjnej**. Pamiętaj, że nie wolno używać urządzenia w miejscach wokół oczu i w okolicy brwi. Po zabiegu obejmującym obszar nad górną wargą, podbródek lub baczki przez 24 godziny nie wystawiaj twarzy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Wychodząc na słońce, przez 2 tygodnie po zabiegu stosuj krem z filtrem SPF 30 lub silniejszym.



Wskazówka: Aby osiągnąć optymalne wyniki depilacji skóry nad górną wargą, na podbródku i baczkach, stań przed lustrem, tak by dobrze widzieć obszar poddawany zabiegowi oraz wskaźnik gotowości do błysku.

Wskazówka: Ze względu na obrys szczęki, całkowite przytknięcie pierścienia bezpieczeństwa do skóry i wyzwolenie błysku może być trudne. Aby ułatwić sobie zadanie, możesz wypchnąć językiem skórę między zębami i górną wargą lub wyjąć policzki.

Wskazówka: Odbite światło nie jest szkodliwe dla oczu. Jeśli jednak odbicia rozproszonego światła będą nieprzyjemne, wystarczy, jeśli przy wyzwalaniu błysku zamkniesz na chwilę oczy.

Sposób osiągnięcia najlepszych rezultatów

- Po kilku pierwszych zabiegach włosy będą wciąż widoczne — jest to objaw normalny (aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział „Wprowadzenie”, część „Zasada działania”).
- Aby usunąć wszystkie włosy i zapobiec ponownemu uaktywnieniu się mieszków włosowych, zabiegi należy powtarzać w odstępach dwutygodniowych przez pierwsze dwa miesiące. Do tego czasu skóra powinna być gładka. Aby dowiedzieć się, jak można utrzymać ten efekt, zapoznaj się z częścią „Faza podtrzymania”.

Faza podtrzymania

- Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja skóra pozostanie gładka, zalecamy powtarzanie zabiegu co cztery do ośmiu tygodni. Odstępy między zabiegami mogą być różne w zależności od części ciała i indywidualnego tempa odrastania włosów. Jeśli między zabiegami odrasta zbyt wiele włosów, skróć odstępy między kolejnymi sesjami, nie przekraczając jednak częstotliwości jednego zabiegu na dwa tygodnie. Używanie urządzenia częściej, niż jest to zalecane, nie poprawi skuteczności zabiegów, a zwiększy ryzyko wystąpienia reakcji skórnych.

Możliwe skutki uboczne i reakcje skórne

Typowe reakcje skórne:

- Na skórze może być widoczne lekkie zaczerwienienie. Możesz też odczuwać ciarki, mrowienie lub ciepło. Jest to całkowicie niegroźne i szybko mija.
- Przez krótki czas na skórze poddawanej zabiegowi może wystąpić reakcja podobna do oparzeń słonecznych. Jeśli nie zniknie w ciągu 3 dni, zalecamy kontakt z lekarzem.
- Połączenie golenia z depilacją światłem może powodować suchość skóry i uczucie swędzenia. Jest to niegroźne i mija w ciągu kilku dni. Możesz schłodzić skórę lodowym okładem lub mokrym kompresem. Jeśli suchość nie ustąpi, po 24 godzinach od zabiegu możesz zastosować bezzapachowy balsam nawilżający.

Rzadkie skutki uboczne:

- Oparzenia, nadmierne zaczerwienienie i opuchlizna: te reakcje występują bardzo rzadko. Są one wynikiem używania poziomu intensywności światła zbyt wysokiego dla danego koloru skóry. Jeśli reakcje nie ustąpią w ciągu 3 dni, zalecamy kontakt z lekarzem. Następnym zabiegów nie należy przeprowadzać, dopóki skóra nie zostanie całkowicie wyleczona. Należy także zastosować światło o mniejszym natężeniu.
- Przebarwienie skóry: ta reakcja występuje bardzo rzadko. Przebarwienie może mieć postać ciemniejszych (hiperpigmentacja) lub jaśniejszych (hipopigmentacja) plam na skórze. Jest ono wynikiem używania poziomu intensywności światła zbyt wysokiego dla danego koloru skóry. Jeśli przebarwienie nie zniknie w ciągu 2 tygodni, zalecamy kontakt z lekarzem. Nie stosuj urządzenia w miejscach, w których skóra uległa przebarwieniu, dopóki objaw nie zniknie i skóra nie odzyska swego zwykłego koloru.
- Infekcje i zapalenia skóry: te reakcje występują bardzo rzadko i mogą być rezultatem stosowania urządzenia na ranach lub przecięciach powstałych podczas golenia albo istniejących wcześniej oraz na wrastających włosach.
- Nadmierny ból: może wystąpić podczas zabiegu lub po jego zakończeniu, jeśli urządzenie stosowano na nieogoloną skórę, jeśli ustawienie intensywności było zbyt wysokie dla danego koloru skóry, jeśli do jakiegoś miejsca zaaplikowano więcej niż jeden błysk i używano urządzenia w miejscach występowania otwartych ran, stanów zapalnych, infekcji, oparzeń, na tatuażach itp. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział „Ważne”, część „Przeciwwskazania”.

Po użyciu

- Bezpośrednio po zabiegu nie należy stosować na depilowane miejsca żadnych perfumowanych kosmetyków.
- Bezpośrednio po użyciu urządzenia pod pachami nie należy stosować tam dezodorantów. Należy odczekać aż do całkowitego zaniku zaczerwienienia.
- Informacje na temat wystawiania skóry na działanie słońca oraz opalania sztucznymi metodami można znaleźć w rozdziale „Przygotowanie do użycia”, część „Porady dotyczące opalania”.

Czyszczenie i konserwacja

Abypzapewnić najlepsze rezultaty i długi czas eksploatacji, czyść urządzenie przed i po każdym użyciu (a w razie konieczności także podczas zabiegu). Urządzenie, które nie jest właściwie czyszczone, traci swoją skuteczność.

Nigdy nie czyść urządzenia ani żadnych jego części pod kranem lub w zmywarce.

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, środków ściernych ani żrących płynów, takich jak benzyna lub aceton.

Nie wolno drapać okienka emisji światła ani metalowej ramki wewnątrz nasadki.

Uwaga: Upewnij się, że przełączniki stykowe pierścienia bezpieczeństwa nie zostały zablokowane przez brud.

Uwaga: Przestań korzystać z urządzenia, kiedy nie jest już możliwe wyczyszczenie nasadek lub okienka emisji światła. W przypadku konieczności wymiany zapoznaj się z rozdziałem „Zamawianie akcesoriów”.

1 Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie.

Uwaga: Okienko emisji światła nagrzewa się podczas użycia. Przed wyczyszczeniem upewnij się, że ostygło.



2 W celu zdjęcia nasadki złap ją palcami w miejscach wgłębień w górnej i dolnej części i delikatnie pociągnij. Powinna dać się zdjąć bez oporu.


3 Kilкома kroplami wody zwilż szmatkę dołączoną do urządzenia i wyczyść nią następujące elementy:

- okienko emisji światła
- zewnętrzne powierzchnie nasadek
- metalowe ramki wewnątrz nasadek
- czerwone szkielko filtra wewnątrz nasadki precyzyjnej

Uwaga: Jeśli woda nie wystarczy do skutecznego wyczyszczenia wymienionych części, dodaj do niej parę kropel wysokoprocentowego alkoholu.

Uwaga: Zanieczyszczone okienko emisji światła i nasadka mogą wyglądać jak na tej ilustracji. Czyść urządzenie przed i po każdym użyciu, a w razie konieczności także podczas zabiegu, przestrzegając instrukcji opisanych w tej części.





Wskazówka: Jeśli znajdująca się w zestawie szmatka nie wystarczy już do wyczyszczenia krawędzi nasadki, zamiast niej możesz użyć kosmetycznego patyczka z wacikiem. Upewnij się, że na nasadce ani na okienku emisji światła nie pozostały kłaczkii ani włókna.

- 4 W razie potrzeby urządzenie możesz wyczyścić z zewnątrz dołączoną do zestawu suchą szmatką.

Przechowywanie

- 1 Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż ostygnie.
- 2 Przed schowaniem urządzenia wyczyść je.
- 3 Włóż urządzenie do dołączonego futerału lub etui. Upewnij się, że nasadka precyzyjna jest na urządzeniu.
- 4 Urządzenie przechowuj w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 60°C.

Zamawianie akcesoriów

Aby zakupić akcesoria do tego urządzenia, odwiedź nasz sklep internetowy pod adresem **www.shop.philips.com/service**. Jeśli sklep internetowy nie jest dostępny w Twoim kraju, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Philips lub centrum serwisowym firmy Philips. W przypadku trudności z zakupem akcesoriów skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej.

Części wymienne

Dostępne są następujące części wymienne:

- Nasadka do ciała
- Nasadka precyzyjna
- Zasilacz
- Futerał
- Etui

Ochrona środowiska




- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.




- Wbudowane akumulatory zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich wyjęciu. Akumulatory należy wyrzucać w wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych. W przypadku problemów z wyjęciem akumulatorów urządzenie można dostarczyć do centrum serwisowego firmy Philips, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulatory w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Usuwanie akumulatorów


Wyrzucać można tylko całkowicie wyczerpane akumulatory.




- 1 Odłącz urządzenie od zasilacza.
- 2 Włącz urządzenie i odczekaj, aż akumulatory całkowicie się rozładują. Włączaj urządzenie i wyzwalaj błyski do momentu, gdy nie będzie można ponownie włączyć urządzenia.
- 3 Wsuń sztyło lub inne spiczaste narzędzie w dolną zaślepkę obudowy urządzenia i podważ ją.




- 4 Przy użyciu śrubokrętu odkręć dwie śruby w dolnej części uchwytu.




- 5 Zdejmij dolną część uchwytu i przetnij dwa przewody łączące dolną część z urządzeniem.



- 6 Używając kombinerek z długimi końcówkami, zdejmij złącza akumulatorów z ich styków.



- 7 Za pomocą tych samych kombinerek wyjmij akumulatory z urządzenia.



- 8 Przewody należy przecinać pojedynczo, aby uniknąć wypadku w razie, gdyby w akumulatorze pozostał szczątkowy ładunek.

Gwarancja i serwis

W razie konieczności naprawy oraz w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów należy odwiedzić naszą stronę internetową **www.philips.com/support** lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Numer telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej. Jeśli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się o pomoc do lokalnego sprzedawcy produktów firmy Philips.

Dane techniczne

Model SC2003

Napięcie znamionowe	100V-240V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz-60 Hz
Znamionowa moc wejściowa	7,5 W
Zabezpieczenie przed porażeniem prądem	Klasa II 
Klasa zabezpieczenia	IP 30 (EN 60529)

Model SC2003

Warunki pracy	Temperatura: od +15° do +35°C
	Wilgotność względna: od 25% do 95%
Warunki przechowywania	Temperatura: od 0° do +60°C
	Wilgotność względna: od 5% do 95%
Widmo przy używaniu nasadki do ciała	> 570 nm
Widmo przy używaniu nasadki precyzyjnej	> 600 nm
Akumulator litowo-jonowy	2 x 3,7V, 1500 mAh

Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział opisuje najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę www.philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Akumulatory się rozładowały.	Naładuj urządzenie (patrz rozdział „Ładowanie”).
	Urządzenie jest uszkodzone.	Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w danym kraju, sprzedawcą firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.
Urządzenie wyłącza się niespodziewanie.	Akumulatory się rozładowały.	Naładuj urządzenie (patrz rozdział „Ładowanie”).
Zasilacz nagrzewa się podczas ładowania.	Jest to zjawisko normalne.	Nie jest wymagana żadna czynność.
Wskaźnik ładowania nie zaczyna świecić po podłączeniu małej wtyczki do gniazda w urządzeniu.	Nie podłączono zasilacza do gniazodka elektrycznego.	Włóż małą wtyczkę do gniazda w urządzeniu, a zasilacz do gniazodka elektrycznego.
	W gniazdku elektrycznym brak napięcia.	Podłącz inne urządzenie do gniazodka elektrycznego, aby sprawdzić, czy gniazdko działa. Jeśli gniazdko działa, ale urządzenie nadal się nie ładuje, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju, sprzedawcą produktów firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Zasilacz nie jest włożony prawidłowo do gniazdka elektrycznego i/ lub mała wtyczka nie jest włożona prawidłowo do gniazda w urządzeniu.	Upewnij się, że zasilacz jest włożony prawidłowo do gniazdka elektrycznego i/lub mała wtyczka jest włożona prawidłowo do gniazda w urządzeniu.
	Urządzenie jest uszkodzone.	Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w danym kraju, sprzedawcą firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.
Urządzenie zostało włączone, ale nie można zwiększyć ani zmniejszyć intensywności światła.	Przywróć ustawienia fabryczne w urządzeniu.	Aby przywrócić ustawienia fabryczne w urządzeniu, wyłącz je, a następnie włącz ponownie. Jeśli nadal nie można dopasować intensywności światła, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w danym kraju, sprzedawcą firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.
Wskaźnik gotowości do błysku nie zaczyna świecić po przyłożeniu urządzenia do skóry.	Nasadka z pierścieniem bezpieczeństwa nie została prawidłowo przyłożona do skóry.	Przyłóż urządzenie do skóry pod kątem prostym, tak aby wszystkie przełączniki stykowe jej dotykały. Następnie sprawdź, czy wskaźnik gotowości do błysku świeci i naciśnij przycisk błysku.
		Jeśli to nie zadziała, przyłóż urządzenie do części ciała, dla której łatwo uzyskać pełny kontakt ze skórą, na przykład do ramienia. Następnie sprawdź, czy wskaźnik gotowości do błysku działa. Jeśli wskaźnik gotowości do błysku nadal nie świeci po przyłożeniu urządzenia do skóry, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w danym kraju, sprzedawcą firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.
	Pierścień bezpieczeństwa jest zabrudzony.	Wyczyść ostrożnie pierścień bezpieczeństwa. Jeśli nie możesz prawidłowo wyczyścić pierścienia bezpieczeństwa, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w danym kraju, sprzedawcą produktów firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips w celu wymiany nasadki.
Po przyłożeniu nasadki do skóry wskaźnik gotowości do błysku nie świeci, ale wentylator chłodzący działa.	Zadziałała funkcja ochrony przed przegrzaniem.	Po zadziałaniu ochrony przed przegrzaniem wentylator nadal działa. Nie wyłączaj urządzenia, ale odczekaj około 15 minut, aż urządzenie ostygnie, a następnie kontynuuj zabieg. Jeśli wskaźnik gotowości do błysku ciągle nie zaświeci po przyłożeniu urządzenia do skóry, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w danym kraju, sprzedawcą firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Wskaźnik gotowości do błysku świeci na zielono, ale urządzenie nie wykonuje błysku po naciśnięciu przycisku błysku.	Przywróć ustawienia fabryczne w urządzeniu.	Aby przywrócić ustawienia fabryczne w urządzeniu, wyłącz je, a następnie włącz ponownie. Jeśli wskaźnik gotowości do błysku świeci w kolorze zielonym, ale urządzenie nadal nie wykonuje błysku po naciśnięciu przycisku błysku, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w danym kraju, sprzedawcą firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.
Urządzenie nagrzewa się podczas działania.	Jest to zjawisko normalne.	Nie jest wymagana żadna czynność.
Urządzenie po włączeniu nie wskazuje intensywności światła 1.	Przywróć ustawienia fabryczne w urządzeniu.	Aby przywrócić ustawienia fabryczne w urządzeniu, wyłącz je, a następnie włącz ponownie. Jeśli urządzenie nadal nie wskazuje intensywności światła 1, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w danym kraju, sprzedawcą firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.
Urządzenie emituje dziwny zapach.	Nasadka i/lub szkło filtru są brudne.	Wyczyść ostrożnie nasadkę. Jeśli nie możesz wyczyścić jej prawidłowo, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w danym kraju, sprzedawcą produktów firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips w celu wymiany nasadki.
	Nie ogolono poprawnie obszaru, który ma zostać poddany zabiegowi.	Jeśli na obszarze, który ma zostać poddany zabiegowi, znajdują się włosy, mogą one zostać spalone podczas stosowania urządzenia. W wyniku tego powstanie dziwny zapach. Przed użyciem urządzenia należy prawidłowo ogolić obszar, który ma zostać poddany zabiegowi. Jeśli golenie powoduje podrażnienia skóry, przytnij włosy jak najkrócej i skorzystaj z odpowiedniego ustawienia intensywności światła, które nie powoduje dyskomfortu.
	Urządzenie było przechowywane w zakurzonej miejscy.	Dziwny zapach zniknie po wykonaniu kilku błysków.
Podczas zabiegu skóra wydaje się bardziej wrażliwa niż zwykle.	Zastosowano zbyt wysoki poziom intensywności światła.	Sprawdź, czy wybrano właściwą intensywność światła. W razie potrzeby wybierz niższy poziom intensywności światła.
	Nie ogolono obszarów, które mają zostać poddane zabiegowi.	Przed użyciem urządzenia należy ogolić miejsca, które mają zostać poddane zabiegowi. Jeśli golenie powoduje podrażnienia skóry, przytnij włosy jak najkrócej i skorzystaj z odpowiedniego ustawienia intensywności światła, które nie powoduje dyskomfortu.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Filtr UV w okienku emisji światła jest uszkodzony.	Jeśli filtr UV w okienku emisji światła jest uszkodzony, nie wolno korzystać z urządzenia. Skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta, sprzedawcą produktów firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.
	Urządzenie jest uszkodzone.	Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w danym kraju, sprzedawcą firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.
Podczas stosowania urządzenia odczuwany jest zbyt mocny ból.	Nie ogolono obszarów, które mają zostać poddane zabiegowi.	Przed użyciem urządzenia należy ogolić miejsca, które mają zostać poddane zabiegowi. Jeśli golenie powoduje podrażnienia skóry, przytnij włosy jak najkrócej i skorzystaj z odpowiedniego ustawienia intensywności światła, które nie powoduje dyskomfortu.
	Poddano zabiegowi obszar, dla którego urządzenie nie jest przeznaczone.	Urządzenia nie wolno używać do skóry na wargach sromowych mniejszych, w okolicach pochwy, odbytu, na brodawkach sutkowych wraz z otoczkami, wargach, wewnątrz nozdrzy i uszu ani w pobliżu oczu i brwi. Mężczyźni nie mogą używać urządzenia do depilacji moszny ani twarzy.
	Ustawiono zbyt wysoki poziom intensywności światła.	Zmniejsz intensywność światła do akceptowalnego poziomu. Patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie intensywności światła”.
	Okienko emisji światła lub czerwone szkło filtra w nasadce jest uszkodzone.	Jeśli okienko emisji światła lub czerwone szkło filtra w nasadce precyzyjnej jest uszkodzone, nie wolno używać urządzenia z tą nasadką. Należy ją wymienić, udając się do sklepu lub centrum serwisowego firmy Philips lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta.
	Urządzenie nie jest odpowiednie dla Twojego koloru skóry.	Osoby o bardzo ciemnym kolorze skóry nie powinny używać tego urządzenia. Nie należy tego robić również, jeśli włosy na ciele są w kolorze jasnego blondu, rude, siwe lub białe.
Obszary poddane zabiegowi stają się czerwone.	Lekkie zaczerwienienie jest nieszkodliwe i szybko ustępuje.	Nie jest wymagana żadna czynność.
Reakcja skóry po zabiegu utrzymuje się dłużej niż zwykle.	Ustawiono zbyt wysoki poziom intensywności światła.	Następnym razem wybierz niższy poziom intensywności światła. Patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie intensywności światła”.
		Jeśli reakcja skóry po zabiegu utrzymuje się ponad trzy dni, skonsultuj się z lekarzem.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Rezultaty usuwania włosów nie są satysfakcjonujące.	Ustawiono zbyt niski poziom intensywności światła.	Następnym razem wybierz wyższy poziom intensywności światła.
	Podczas stosowania urządzenia naświetlane obszary nie pokrywały się częściowo.	Aby uzyskać właściwe rezultaty, podczas korzystania z urządzenia naświetlane obszary muszą częściowo się pokrywać. Patrz rozdział „Zasady używania”, część „Dalsze korzystanie”, punkt 9.
	Zabiegi nie są przeprowadzane z zalecaną częstotliwością.	Aby usunąć wszystkie włosy i zapobiec ponownemu uaktywnieniu się korzeni włosów, zabiegi należy powtarzać w odstępach dwutygodniowych przez pierwsze dwa miesiące. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja skóra pozostanie gładka, zalecamy powtarzanie zabiegu co cztery do sześciu tygodni. Odstępy między zabiegami mogą być różne w zależności od części ciała i indywidualnego tempa odrastania włosów. Jeśli między zabiegami odrasta zbyt wiele włosów, skróć odstępy między kolejnymi sesjami, nie przekraczając jednak częstotliwości jednego zabiegu na dwa tygodnie. Używanie urządzenia częściej, niż jest to zalecane, nie poprawi skuteczności zabiegów, a zwiększy ryzyko wystąpienia reakcji skórnych.
	Urządzenie nie jest odpowiednie dla danego koloru włosów lub skóry.	Nie korzystaj z urządzenia, jeśli włosy na ciele mają kolor ciemny blond, czerwony, szary lub biały. Nie używaj także urządzenia w przypadku bardzo ciemnej skóry.
Włosy zaczynają odrastać w niektórych miejscach obszarów poddanych zabiegowi.	Podczas stosowania urządzenia naświetlane obszary nie pokrywały się częściowo.	Aby uzyskać właściwe rezultaty, podczas korzystania z urządzenia naświetlane obszary muszą częściowo się pokrywać. Patrz rozdział „Zasady używania”, część „Dalsze korzystanie”, punkt 9.
	Odrastanie włosów jest częścią naturalnego cyklu wzrostu włosa.	Jest to zjawisko normalne. Odrastanie włosów stanowi część naturalnego cyklu wzrostu włosa. Jednak takie włosy są zwykle bardziej miękkie i cieńsze.



www.philips.com

 100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.100.0690.2