

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




SC1992
SC1991



User manual

PHILIPS





ENGLISH	6
DEUTSCH	25
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	46
FRANÇAIS	69
ITALIANO	91
NEDERLANDS	112

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Light-based hair removal is one of the most effective methods to treat unwanted body hair with longer-lasting results. It is different from current home hair removal methods because it significantly reduces hair regrowth. Philips has been investigating this method together with leading dermatologists for over 15 years. You can now use this innovative technology comfortably in the privacy of your own home, whenever you want.

This appliance has been specifically designed and optimised for use by women, but can be used by men as well.

Philips Lumea Essential enables treatment of unwanted hair on body areas below the neckline.

Philips Lumea Essential is designed for use by one person only.

For more information about Philips Lumea Essential, see www.philips.com/lumea. Check our homepage regularly for updates.

Benefits

This appliance provides the following benefits:

Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use

Philips Lumea Essential uses a light-based technology called 'Intense Pulsed Light' (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal and has been in use for the last fifteen years. Philips Lumea Essential now brings this innovative technology to the comfort of your home.

Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness

This method provides you with long-lasting hair regrowth prevention and silky-smooth skin. Our studies have shown a significant hair reduction after just two treatments. Optimal results were generally achieved after four to five treatments. A reduction in hair density is visible from treatment to treatment. How fast the effect becomes visible and how long the results last varies from person to person. For more information, see section 'How to achieve optimal results' in chapter 'Using the appliance'.

Gentle treatment, even on sensitive body areas


Philips Lumea Essential has been developed in close cooperation with leading dermatologists for an effective and gentle treatment, even on the most sensitive body areas.

No replacement parts needed, no hidden costs

Philips Lumea Essential is equipped with a high-performance lamp which does not require replacement. This lamp can generate over 100,000 flashes and should enable you to continuously maintain results for more than 5 years* while saving money on expensive replacement lamps.

*Based on average usage scenario and recommended treatment regime for one user.

How Philips' Intense Pulsed Light technology works



Hair growth

Hair growth rates differ from person to person, depending on age, metabolism and other factors. However, everyone's hair normally grows in 3 phases.

1 Growing phase (anagen phase)



The hair grows actively from the root. In this phase the concentration of melanin is highest. Melanin is responsible for the pigmentation of the hair. Melanin concentration is also the determining factor for the efficacy of the Intense Pulsed Light technology. Only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light.

2 Degradation phase (catagen phase)

Hair growth stops and the root shrinks before the hair sheds.


3 Resting phase (telogen phase)

The old hair separates from its hair follicle and sheds. The follicle remains at rest until the biological clock tells it to become active again and grow a new hair.



Working principle

- The appliance works by heating up the hair and root beneath the skin. The melanin in the hair and hair root absorbs the released light pulses. The darker the colour of the hair, the more light can be absorbed. This process stimulates the hair to go into the resting phase.
- In between treatments, hair sheds naturally and regrowth is inhibited. Hairs can take one or two weeks to shed.




- Optimal hair removal cannot be obtained with a single session, since only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light. During a treatment, hairs on the treated area are usually in different stages of the hair growth cycle. To effectively treat all hairs you have to repeat the treatment once every two weeks for the first two months. An integrated optical filter ensures that no UV light reaches the skin and ensures that the appliance is safe for the skin.

General description (Fig. 5)

- 1 Intensity lights (1- 5)
 - 2 On/off button
 - 3 'Ready to flash' light
 - 4 Air vents
 - 5 Appliance socket
 - 6 Flash button
 - 7 Openings for electronic contacts
 - 8 Light exit window with integrated UV filter
 - 9 Electronic contacts
 - 10 Body attachment (suitable for all body areas below the neck)
 - 11 Metallic frame inside the body attachment
 - 12 Integrated safety system
 - 13 Adapter
 - 14 Small plug
 - 15 Pouch
- Also included: cleaning cloth

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).
- Keep the appliance and the adapter dry.
- If the appliance is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Never insert any objects into the appliance.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the appliance with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults from 19 years and older can use the appliance freely.
- Only use the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the glass of the light exit window is broken.

To prevent damage

- Make sure nothing obstructs the air flow through the ventilation slots.
- Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Store the appliance in the pouch supplied so that it does not become dusty.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on. Always switch off the appliance after use.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for several hours, to prevent damage.
- Do not flash against any other surface than the skin. This can cause severe damage to the body attachment and/or the light exit window. Only flash when the appliance is in contact with skin.

Caution

- Never use the appliance around the eyes and near the eyebrows to avoid the risk of eye damage.
- Use this appliance only at settings suitable for your skin type (see the table in section 'Recommended light intensities' of chapter 'Preparing for use'). Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- This appliance is only intended for removing unwanted human body hair from areas below the neckline. Do not use it for any other purpose.
- Make sure the skin in the area to be treated is clean, dry and free from creams, lotions and other cosmetics. If the skin is not clean and dry, the integrated safety system may not work as intended and the appliance may not flash or may flash unintentionally.

Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea Essential:

- Do not expose the appliance to ambient temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- The appliance is equipped with a built-in overheat protection. If the appliance overheats, it does not flash. Do not switch off the appliance, but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue with your treatment. After 5 minutes the appliance switches off automatically. Then let it cool down for another 10 minutes.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Do not use the appliance if any of the situations mentioned in section 'Contraindications' apply to you.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Contraindications

For whom is Philips Lumea Essential NOT suitable?

Philips Lumea Essential is not designed for everyone. If any of the following is true for you, then this appliance is **not** suitable for you to use!

Do not use the appliance if you are pregnant or breast feeding.

Philips Lumea Essential has not been tested on pregnant women, therefore we advise you not to use the appliance if you are pregnant or breast feeding. Hormonal changes could increase the sensitivity of your skin and the risk of injury to the skin.

Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour, i.e.:

- If you are of skin type V (you rarely get sunburnt; you tan very well and your skin colour is dark brown) or if you are of skin type VI (you rarely or never get sunburnt and you tan very darkly; your skin colour is brownish black or darker). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as discolourations, strong redness or burns, when you use Philips Lumea Essential. See also chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions' and consult the 'Recommended light intensities table' in the quick start guide.
- If your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white, grey or red. The treatment will not be effective.

Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:

- If you have a skin disease such as active skin cancer; you have a history of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated.
- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- If you have a history of collagen disorder; including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have a history of vascular disorder; such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- If you have had surgery in the areas to be treated.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin such as Accutane® or Roaccutane® in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.

- If you are on painkillers, which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the appliance if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner that does not allow you to stop using them at least one week prior to each treatment with Lumea.
- If you take immunosuppressive medications.

Never use the appliance on the following areas:

- On the face.
- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears. See chapter 'Using the appliance', section 'Using the appliance in the bikini area'.
- Men must not use it on the scrotum or face.
- Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars or other skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin colour, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases (e.g. skin cancer).
- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and a change in skin colour (hypopigmentation or hyperpigmentation).
- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.



Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 2 weeks) or fake-tanned skin

- All types of tanning can influence the safety of the treatment. This applies to exposure to natural sunlight as well as artificial tanning methods, such as tanning lotions, tanning appliances etc. If you are tanned or are planning to tan, see chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice'.

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the appliance we advise you to consult a doctor.

Preparing for use


For optimal results, prepare the areas on which you intend to use the appliance in the manner described below.

Preparing treatment areas

- 1** Shave the areas you intend to treat as long as these areas still show hair regrowth.

Note: Do not use depilatory creams instead of shaving.

Note: If your last depilation method involved removing hairs by the roots (e.g. epilating), you can start the treatment right away. In this case, we advise you to shave in between treatments for optimal results.



Please note that treatment on unshaved or improperly shaved areas has a number of undesired effects:

- The light exit window and body attachment may become contaminated with stray hairs and dirt. A contaminated light exit window and body attachment can reduce the life and efficacy of the appliance. Contamination of the light exit window can also cause the treatment to become painful or cause skin reactions like redness and discolouration.
- Hairs on your skin can burn, which can result in an unpleasant smell.

2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances (e.g. residues of deodorants, lotions, perfumes, tanning creams and sunscreens).

3 Check the appliance, especially the light exit window and body attachment, for trapped hair, dust and fibres. If you see any contamination, clean the appliance according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.

If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive to IPL than that of others. This may cause the IPL treatment to feel uncomfortable or it may lead to other unwanted side effects. We advise you to wait until the irritation has disappeared.

4 Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4-5 treatments, you no longer have to shave before you use the appliance.

Light intensity

Unlike professional light-based appliances, Philips Lumea Essential has been developed for consumer use and its light pulses are gentler. Therefore you can expect a **convenient** and **effective** treatment at a light intensity that you find comfortable.

Philips Lumea Essential provides five different light intensities. Adjust the light intensity to your skin and body hair colour and to a level you find comfortable.

The recommended light intensities table below helps you to establish the right light intensity.

1 Consult the table below to determine which light intensities are appropriate for your skin and body hair colour.

Tip: You can put the table in the quick start guide on your skin and compare it with your skin colour.

Tip: We advise you to store the quick start guide in the pouch for future reference.

2 Reduce the light intensity if you experience any pain or discomfort.

Persons with darker skin run a higher risk of skin irritation because their skin absorbs more light. Therefore lower intensities are recommended for persons with darker skin.

The light pulse can feel warm or hot on the skin but should never be painful. Different body areas may require different light intensities, see to the table below. To prevent skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Recommended light intensities (1-5)

In the table below, 'x' means that the appliance is not suitable for you.

Note: The colour of your skin may change, for example because your skin has been exposed to tanning. It may then be darker than during the previous treatment. Therefore it is important that you check the setting to be used before every treatment and per area. Some areas may be darker than others.

Body hair colour:	Dark blond/light brown/ brown/dark brown/black	white/grey/red/light blond
Skin colour and characteristics:		
White (always sunburn, no tanning)	4/5	x
Beige (easy sunburn, minimal tanning)	4/5	x
Light brown (sometimes sunburn, good tanning)	4/5	x
Mid brown (rarely sunburn, fast and good tanning)	1/2/3	x
Dark brown (rarely sunburn, very good tanning)	x	x
Brownish black and darker (rarely to never sunburn, very dark tanning)	x	x

Important

To check whether Philips Lumea Essential is suitable for you, see section 'For whom is Philips Lumea Essential not suitable?.'

Tanning advice



- **Avoid sunbathing when you use Philips Lumea Essential regularly (every two weeks).**

Sunbathing can cause skin to darken (tan) or can cause sunburn (reddening of the skin). Using Philips Lumea Essential on darkened (tanned) and/or sunburned skin increases the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

- **Sun exposure before treatment: Wait 2 weeks and perform a skin test.**

Wait at least 2 weeks after sunbathing before you use the appliance. Perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use and skin test') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity. Failure to do so increases the risk of developing skin reactions after treatment with Philips Lumea Essential.

- **Sun exposure after treatment: Wait 48 hours before sunbathing after treatment with Philips Lumea Essential.**

Wait at least 48 hours after treatment before you expose treated areas to the sun. Even after 48 hours, make sure that the treated skin shows no adverse reaction to the treatment before you expose it to the sun. Cover treated areas when you go out into the sun or use a sunblock (SPF 30+) in the two weeks after treatment. Exposing treated areas to sunlight without protection immediately after treatment increases the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

- Tanning with artificial light

Follow the instructions in 'Sun exposure before treatment' and 'Sun exposure after treatment' above.

- Tanning with creams

If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has fully disappeared before you use Philips Lumea Essential.

Note: For more details on unwanted skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Using the appliance

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity' to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour.

Shave the area you intend to treat before you use the appliance (see chapter 'Preparing for use', section 'Preparing treatment areas').

If the treatment becomes painful at any point in time, reduce the light intensity setting until the treatment is comfortable again. If you notice skin reactions stronger than slight redness, stop the treatment immediately and read section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter.

First use and skin test

When you use the appliance for the first time or after recent tanning, we advise you to perform a skin test on **each** area to be treated to check your skin's reaction to the treatment and to get accustomed to light-based treatment.

- 1 Choose an area close to the area you intend to treat.
- 2 Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.




Note: Make sure the body attachment is placed on the appliance.


- 3 Press the on/off button to switch on the appliance.

- ▮ Intensity light 1 goes on.

Note: The appliance always automatically selects the lowest light intensity setting. See section 'Light intensity' in chapter 'Preparing for use' to determine the appropriate light intensity.


- 4 To adjust the light intensity setting, press the on/off button one or more times until you have reached the required setting. The corresponding intensity light lights up.






- 5** Place the appliance at a 90° angle on the skin so that the body attachment is in contact with the skin.

Tip: For easier use, stretch the area of skin you want to treat.



- ▶ The 'ready to flash' light on the back of the appliance starts blinking to indicate that the appliance is getting ready to release a flash.
- ▶ When the appliance is ready to release a flash, the 'ready to flash' light lights up green continuously.



- 6** Press the flash button to release a flash.

Note: The visible light produced by the appliance is the reflection of the flash on the skin and is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use. Use the appliance in a well-lit room; this reduces the perceived brightness of the flash.

- 7** Release the flash button once the appliance has flashed.

- 8** Slide the appliance over the skin to the next area to be treated. As long as it feels comfortable (not painful), increase the setting by one level within the recommended range for your skin type and apply one flash for each setting. Do not apply more than one flash on the same spot.


- 9** When you have finished the treatment, press and hold the on/off button for 2 seconds to switch off the appliance.

- 10** After the skin test, wait for 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

Subsequent use

- 1** Before every treatment, clean the body attachment, the light exit window and the metallic frame inside the body attachment. For more information see chapter 'Cleaning and maintenance'.
- 2** Start each treatment by selecting the light intensity very carefully, based on your skin's sensitivity and on how comfortable treatment feels. See section 'Recommended light intensities' to select the right setting for your skin type and hair colour combination.

Note: Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter for more information.



- 3** Follow steps 2-6 of the previous section ('Before first use and skin test').

Note: It is normal that the appliance and the body attachment become warm during use.

- 4** Slide the appliance over the skin to the next area to be treated and repeat steps 5 and 6 of section 'First use and skin test' in this chapter. After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the appliance is ready to flash again. The 'ready to flash' light on the back of the appliance starts blinking again to indicate that it is charging. Wait until this light lights up continuously before you continue.

Tip for SC1992: The SC1992 has a 'slide and flash' feature: for a more efficient treatment, keep the flash button pressed while you slide the appliance over your skin.

Do not treat exactly the same area multiple times during one session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.

- 5** To avoid untreated areas, make sure the flashes are produced close to each other. Note that effective light only comes out of the light exit window. However, always make sure you do not flash the same area twice.
- 6** When you have finished the treatment, press and hold the on/off button for 2 seconds to switch off the appliance.
- 7** Check the light exit window and the body attachment for hairs and dirt and clean the appliance after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Tips

How to achieve optimal results

- It is normal that hairs are still visible after the first few treatments (see chapter 'Introduction', section 'Working principle' for more information).
- To remove all hairs successfully and prevent the hair follicle from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. Your skin should be smooth and hair-free by then. Please read section 'Maintenance phase' to find out how you can keep these results.

Maintenance phase

- To ensure that your skin stays smooth and hair-free, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.

Guidelines for treatment

Average treatment time

Area	Approx. treatment time
Underarms	1 minute per underarm
Bikini line	1 minute per side
Entire bikini area	4 minutes
One lower leg	8 minutes
One full leg	14 minutes

Note: The average treatment times above have been observed during research and tests. Individual treatment times may vary from person to person.

Intended treatment areas

The appliance is intended to treat unwanted hairs from the underarms, arms, stomach, bikini area and legs. It should not be used on the face.

Using the appliance on the legs

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity' to see which settings are suitable for your legs.

- You can move the appliance up and down or across the leg, whichever is more convenient to you. In order to maintain full contact with the skin you can also place and hold the appliance on your skin sideways.

Note: Bony areas like shinbone and ankles are more sensitive than other areas of the body. When you press the body attachment hard onto these areas, the skin can be more susceptible to skin reactions, such as skin irritation and redness. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter. Press the body attachment onto the skin just hard enough to make the 'ready to flash' light go on, but not harder.

Using the appliance in the bikini area


Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity' to see which settings are suitable for your bikini area. In principle, Philips Lumea Essential is safe and gentle enough for treatment of the entire bikini area (e.g. for 'Brazilian' or 'Hollywood' style). Use a lower setting on darker pigmented, more sensitive skin in the bikini area. Do not use the appliance on inner labia, vagina and anus. Men who wish to treat their pubic area must not use the appliance on the scrotum.

Note: For hygienic reasons, always clean the body attachment before you start treating another body area (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Using the appliance on the underarms

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your underarms.

Make sure you remove any deodorant, perfume, cream or other skin care product from your underarms before treatment.





Tip: To achieve optimal results on your underarms, stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light. Raise your arm and place your hand on the back of your neck to stretch the skin in the underarm area.

Note: The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is unpleasant, close your eyes when you release a flash.

Possible side effects and skin reactions

Common skin reactions:

- Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.
- A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor.
- Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a few days. You can cool the area with an ice pack or a wet facecloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturiser on the treated area 24 hours after the treatment.

Rare side effects:

- Burns, excessive redness and swelling: these reactions occur rarely and are usually the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discolouration: this occurs very rarely. Skin discolouration manifests itself as either a darker or lighter patch than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. In rare instances (usually a result of using too high intensity on too dark skin), the effects of a pigment change can last longer than is usually observed. In all cases, the effects are eventually reversed. Do not treat discoloured areas until the discolouration has disappeared and your skin has regained its normal skin colour.
- Skin infection and inflammation: This occurs very rarely and may be caused by using the appliance on wounds or cuts that resulted from shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the appliance on unshaved skin, if you use the appliance at a light intensity that is too high for your skin colour; if you flash the same area more than once and if you use the appliance on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. See chapter 'Important', section 'Contraindications' for more information.

After use

- Do not apply any perfumed cosmetics to the areas treated immediately after treatment.
- Do not use deodorant immediately after treating the underarms. Wait until any skin redness has disappeared completely.
- See chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice' for information about sun exposure and artificial tanning.

Cleaning and maintenance

To ensure optimal results and a long life for the appliance, clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment. The appliance loses its effectiveness if you do not clean it properly.

Never clean the appliance or any of its parts under the tap or in the dishwasher.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Never scratch the light exit window or the metallic frame inside the body attachment.

Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the light exit window or the body attachment.

- 1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.

Note: The light exit window becomes hot during use. Make sure it has cooled down before you clean it.

- 2 To remove the body attachment, grab the projections at the top and bottom and pull gently.

- 3 If necessary, clean the outside of the appliance with the soft cleaning cloth supplied with the appliance.

- 4 Moisten the soft cloth supplied with the appliance with a few drops of water and use it to clean the following parts:

- the light exit window
- the outside surface of the body attachment
- the metallic frame inside the body attachment

Make sure that the electronic contacts do not get wet.

Note: If water does not clean effectively, use a few drops of high-percentage alcohol to clean the parts mentioned above.

Note: Make sure you clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment according to the instructions in this section.



Storage

- 1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.

- 2 Clean the appliance before you store it.

- 3 Store the appliance in the pouch supplied at a temperature between -20°C and $+70^{\circ}\text{C}$.

Tip: We advise you to store the quick start guide in the pouch for future reference.



Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Spare parts

The following spare parts are available:

- Body attachment
- Adapter
- Cleaning cloth
- Pouch

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Technical specifications

Models SC1992 and SC1991

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	24W
Protection against electric shock	Class II
Protection rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: +15° to +35°C Relative humidity: 30% to 95%
Storage conditions	Temperature: -20°C to +70°C Relative humidity: 5% to 95%
Spectrum of body attachment	>500nm

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The adapter/appliance becomes warm during charging.	This is normal.	No action required.
I have switched on the appliance but I cannot increase or decrease the light intensity.	The appliance has to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and then switch it on again. If you still cannot adjust the light intensity, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not work when I place the appliance on the skin.	You have not properly placed the appliance on the skin.	Place the appliance at a 90° angle onto the skin in such a way that all 4 sides of the integrated safety system touch the skin. Then check if the 'ready to flash' light lights up continuously and press the flash button.
		If this does not work, place the appliance on a part of your body where it is easy to establish full skin contact, for example on your lower arm. Then check if the 'ready to flash' light works. If the 'ready to flash' light still does not start flashing when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not work when I place the body attachment on my skin, but the cooling fan works.	The overheat protection has been activated.	When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the appliance and let it cool down for approx. 15 minutes before you continue to use it. After 5 minutes the appliance switches off automatically. Then let it cool down for 10 more minutes. If the 'ready to flash' light still does not work when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light lights up continuously, but the appliance does not produce a flash when I press the flash button.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the 'ready to flash' light lights up continuously, but the appliance still does not produce a flash when you press the flash button, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
Intensity light 1 continues to blink and I cannot change the setting.	The body attachment is not placed on the appliance properly.	Properly place the body attachment on the appliance.

Problem	Possible cause	Solution
All intensity lights go on alternately.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the intensity lights continue to go on alternately, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
All intensity lights are blinking simultaneously.	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance produces a strange smell.	The body attachment and/or the filter glass is dirty.	Clean the body attachment and the light exit window carefully. If you are unable to clean the body attachment properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the body attachment.
	You have not shaved the area to be treated properly.	If there are hairs on the area to be treated, these hairs may get burnt when you use the appliance. As a result, you notice a strange smell. Shave the area to be treated properly before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use the Lumea Essential at a comfortable setting.
	You stored the appliance in a dusty environment.	Clean the appliance and the body attachment (see chapter 'Cleaning and maintenance').
The skin feels more sensitive than usual during treatment.	The light intensity you have chosen is too high.	Check the skin/hair colour table before each use, to ensure you select the right light intensity for each treatment. If necessary, select a lower light intensity.
	You did not shave the areas to be treated.	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use the Lumea Essential at a comfortable setting.
	The light exit window is broken.	If the light exit window is broken, do not use the appliance anymore, to avoid the risk of skin reactions. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I experience an unacceptable pain sensation when I use the appliance.	You did not shave the areas to be treated	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use the Lumea Essential at a comfortable setting.
	You treated an area for which the appliance is not intended.	You must not use the appliance on your face, inner labia, vagina, anus, nipples and areolas. Men must not use it on their face or scrotum.
	You have used a light intensity that is too high for you.	Reduce the light intensity to a level that is comfortable for you. See chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity'.

Problem	Possible cause	Solution
	The light exit window is broken.	If the light exit window of the body attachment is broken, do not use the appliance with this body attachment any more. Go to your dealer or a Philips service centre or contact the Consumer Care Centre to have the body attachment replaced.
	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have dark skin. Consult the body hair and skin colour table in the Quick Start Guide.
The treated areas become red after the treatment.	Slight redness is harmless and normal and disappears quickly.	No action required.
The skin reaction after the treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity that is too high for you.	Select a lower light intensity the next time. See chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity'. If the skin reaction lasts longer than 3 days, contact your doctor.
The hair-removal results are not satisfactory.	You have used a light intensity that is too low for you.	Perform a skin test to determine if you can use a higher light intensity (see chapter 'Using the appliance', section 'First use and skin test').
	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', section 'Subsequent use', step 4.
	You do not use the appliance as often as recommended.	To remove all hairs successfully and to prevent the hair root from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. To ensure that your skin stays smooth, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.
	You respond more slowly to IPL treatment than the average user.	Continue using the appliance for at least 6 months, as hair regrowth can still decrease over the course of this period. Also take into account the other solutions to this problem.
	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have dark skin. Consult the body hair and skin colour table in the Quick Start Guide.

Problem	Possible cause	Solution
Hair starts to grow again in some spots on the treated areas.	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', section 'Subsequent use', step 4.
	Hair starts to grow again as part of the natural cycle of hair growth.	This is normal. It is part of the natural cycle of hair growth that hair starts growing again. The hairs that come back, however, tend to be softer and thinner.
The appliance does not work.	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren. Haarentfernung mit Licht ist eine der wirksamsten Methoden für eine lang anhaltende Entfernung von unerwünschtem Körperhaar. Sie unterscheidet sich von gängigen Enthaarungsmethoden zur häuslichen Anwendung, indem sie das Nachwachsen der Haare deutlich reduziert. Dieses Verfahren ist das Ergebnis von mehr als 15-jähriger gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Philips und führenden Dermatologen. Jetzt können Sie diese innovative Technologie jederzeit und ungestört zu Hause nutzen. Dieses Gerät wurde speziell für Frauen entwickelt und optimiert, kann jedoch ebenso von Männern verwendet werden.

Philips Lumea Essential ermöglicht die Behandlung von unerwünschtem Haar an Körperpartien unterhalb des Halses.

Philips Lumea Essential sollte nur von einer Person benutzt werden. Weitere Informationen zu Philips Lumea Essential erhalten Sie unter www.philips.com/lumea. Auf unserer Website finden Sie regelmäßig aktuelle Informationen.

Vorteile

Dieses Gerät bietet die folgenden Vorteile:

IPL-Technologie ("Intense Pulsed Light") für die Verwendung zu Hause

Philips Lumea Essential arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "Intense Pulsed Light" (IPL), die bereits seit 15 Jahren in der Kosmetikbranche zur Haarentfernung eingesetzt wird. Dank Philips Lumea Essential können Sie diese innovative Technologie nun auch zu Hause nutzen.

Das Nachwachsen von Haaren wird wirksam verhindert

Diese Methode sorgt langfristig dafür, dass weniger Haare nachwachsen und Ihre Haut seidig glatt bleibt. Unsere Studien haben bereits nach zwei Anwendungen ein deutlich geringeres Haarwachstum gezeigt. Optimale Ergebnisse wurden im Allgemeinen nach vier bis fünf Behandlungen erzielt. Von Behandlung zu Behandlung ist eine Verringerung der Haardichte erkennbar: Wie schnell eine Wirkung sichtbar wird und wie lange die Ergebnisse anhalten, ist jedoch bei jeder Person unterschiedlich. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel "Das Gerät benutzen" unter dem Abschnitt "Erzielen optimaler Ergebnisse".

Sanfte Behandlung, selbst an empfindlichen Körperpartien





Philips Lumea Essential wurde in enger Zusammenarbeit mit führenden Dermatologen entwickelt. Das Resultat ist eine wirksame und sanfte Behandlung, die selbst für die empfindlichsten Körperpartien geeignet ist.

Keine Ersatzteile erforderlich, keine versteckten Kosten

Philips Lumea Essential ist mit einer Hochleistungslampe ausgestattet, die nicht ersetzt werden muss. Diese Lampe kann über 100.000 Lichtblitze erzeugen und wird mehr als 5 Jahre* lang für gute Ergebnisse sorgen, während Sie Geld für teure Ersatzlampen sparen.

*Bei normalem Gebrauch und empfohlener Behandlung für einen Benutzer.

Die Technologie "Intense Pulsed Light" von Philips



Haarwuchs

Die Wuchsgeschwindigkeit von Haaren ist von Person zu Person unterschiedlich und von Alter, Stoffwechsel und anderen Faktoren abhängig. Im Allgemeinen erfolgt der Haarwuchs allerdings in 3 Phasen.

1 Wachstumsphase (Anagen-Phase)

Dies ist die aktive Wachstumsphase, in der das Haar über die Wurzel genährt wird. In dieser Phase enthält es die höchste Konzentration an Melanin – ein Pigment, das für die Färbung von Haaren verantwortlich ist. Die Melaninkonzentration ist darüber hinaus der entscheidende Faktor für die Wirksamkeit der Intense Pulsed Light-Technologie. Nur die Haare in der Wachstumsphase können durch Lichtbehandlung entfernt werden.

2 Abbauphase (Catagen-Phase)

Das Haar wächst nicht mehr, und die Wurzel schrumpft, bevor das Haar ausfällt.

3 Ruhephase (Telogen-Phase)

Das alte Haar löst sich vom Haarfollikel und fällt aus. Der Follikel ruht, bis ihm die biologische Uhr mitteilt, dass er wieder aktiv werden und ein neues Haar wachsen lassen soll.

Funktionsprinzip

- Zum Entfernen von Haaren erhitzt das Gerät das Haar und die Wurzel unter der Haut. Das Melanin im Haar und in der Haarwurzel absorbiert die vom Gerät produzierten Lichtimpulse. Je dunkler das Haar, desto mehr Licht kann aufgenommen werden. Dieser Vorgang regt das Haar an, in die Ruhephase überzugehen.
- Zwischen den Behandlungen fallen die Haare aus, und das Nachwachsen neuer Haare wird verhindert. Es kann bis zu zwei Wochen dauern, bis die Haare ausfallen.
- Eine optimale Haarentfernung kann nicht durch eine einzige Behandlung erzielt werden, da nur Haare in der Wachstumsphase auf die Lichtbehandlung reagieren und sich die Haare im behandelten Körperbereich normalerweise in verschiedenen Wachstumsphasen befinden. Zur effektiven Behandlung aller Haare sollten Sie die Behandlung in den ersten zwei Monaten alle zwei Wochen wiederholen.

Ein integrierter optischer Filter sorgt dafür, dass keine UV-Strahlen auf die Haut gelangen und das Gerät somit keine Hautschäden verursacht.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 5)


- 1 Lichtstärkeanzeigen (1 bis 5)
- 2 Ein-/Ausschalter
- 3 Bereitschaftsanzeige
- 4 Belüftungsschlitze
- 5 Buchse für Gerätestecker
- 6 Blitztaste
- 7 Öffnungen für elektronische Kontakte
- 8 Lichtaustrittsfenster mit integriertem UV-Filter
- 9 Elektrische Kontakte
- 10 Körper-Aufsatz (für die Körperpartien unterhalb des Halses geeignet)
- 11 Metallrahmen im Körper-Aufsatz
- 12 Integriertes Sicherheitssystem
- 13 Adapter
- 14 Gerätestecker
- 15 Tasche

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten: Reinigungstuch

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr



- Wasser und Elektrizität sind eine gefährliche Kombination! Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, z. B. in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Gerät und Adapter dürfen nicht nass werden.
- Berühren Sie keine inneren Komponenten, wenn das Gerät beschädigt ist, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Führen Sie keine Objekte in das Gerät ein.

Warnhinweis

- Dieses Gerät ist für Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet. Teenager zwischen 15 und 18 Jahren sollten es nur unter Aufsicht /Anleitung ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten nutzen.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.
- Verwenden Sie das Gerät oder den Adapter nicht, wenn Beschädigungen daran erkennbar sind.
- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies möglicherweise den Benutzer gefährden kann.
- Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Glas des Lichtaustrittsfensters beschädigt ist.

So vermeiden Sie Beschädigungen:

- Achten Sie darauf, dass ein ungehinderter Luftstrom durch die Lüftungsschlitze gewährleistet ist.
- Setzen Sie das Gerät keinen schweren Stößen aus, schütteln Sie es nicht, und lassen Sie es nicht fallen.
- Wenn das Gerät extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt war, warten Sie etwa 3 Stunden, bevor Sie es benutzen.
- Bewahren Sie das Gerät im mitgelieferten Beutel auf, um es vor Staub zu schützen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist, und schalten Sie es nach Gebrauch immer aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht über mehrere Stunden direktem Sonnen- oder UV-Licht aus, um Schäden zu vermeiden.
- Richten Sie den Lichtimpuls auf keine anderen Oberflächen als die Haut. Andernfalls können schwere Schäden am Körper-Aufsatz bzw. Lichtaustrittsfenster verursacht werden. Aktivieren Sie den Lichtimpuls nur, wenn das Gerät in Kontakt mit der Haut ist.

Achtung

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Bereich der Augen und Augenbrauen, um das Risiko von Augenverletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit Einstellungen, die sich für Ihren Hauttyp eignen (siehe Tabelle im Abschnitt "Empfohlene Lichtintensitäten" im Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten"). Eine höhere Einstellung kann zu Hautirritationen und Nebenwirkungen führen.
- Das Gerät ist ausschließlich zum Entfernen von unerwünschtem Körperhaar unterhalb des Halses bei Menschen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
- Vergewissern Sie sich, dass die Haut im zu behandelnden Bereich sauber und trocken ist und dass dort keine Cremes, Körperlotionen oder andere Kosmetika aufgetragen wurden. Wenn die Haut nicht sauber und trocken ist, funktioniert das integrierte Sicherheitssystem möglicherweise nicht wie vorgesehen, und das Gerät gibt eventuell keine Lichtimpulse aus bzw. gibt diese unbeabsichtigt aus.

Beachten Sie folgende Punkte, um die Lebensdauer von Philips Lumea Essential nicht zu beeinträchtigen:

- Setzen Sie das Gerät während des Gebrauchs keinen Umgebungstemperaturen unter 15 °C oder über 35 °C aus.
- Das Gerät ist mit einem integrierten Überhitzungsschutz ausgestattet. Im Fall einer Überhitzung wird kein Lichtimpuls erzeugt. Schalten Sie das Gerät nicht ab, lassen Sie es aber ungefähr 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es weiter benutzen. Nach fünf Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. Lassen Sie es anschließend weitere 10 Minuten lang abkühlen.
- Wenden Sie sich zur Prüfung oder zur Reparatur des Geräts immer an ein Philips Service-Center. Unsachgemäß ausgeführte Reparaturen gefährden den Benutzer.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Situationen, die in Abschnitt "Wichtige Hinweise" beschrieben werden, auf Sie zutreffen.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen hinsichtlich möglicher Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

Wichtige Hinweise

Wer sollte Philips Lumea Essential NICHT verwenden?

Philips Lumea Essential ist nicht für jede Person geeignet. Wenn eine der folgenden Aussagen auf Sie zutrifft, ist dieses Gerät für Sie **nicht** geeignet!

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.

Philips Lumea Essential wurde nicht bei schwangeren Frauen getestet, daher empfehlen wir Ihnen, das Gerät nicht zu verwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen. Hormonelle Veränderungen könnten die Empfindlichkeit Ihrer Haut und somit das Risiko von Hautschäden erhöhen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Haut- bzw. Haarfarbe für eine Behandlung ungeeignet ist, d. h.:

- Wenn Sie den Hauttyp V (d. h. wenn Sie selten Sonnenbrand bekommen, sehr schnell braun werden und Ihr Hautton dunkelbraun ist) oder Hauttyp VI haben (d. h. wenn Sie selten oder niemals Sonnenbrand bekommen und sehr braun werden). In diesem Fall besteht bei der Verwendung von Philips Lumea Essential das Risiko von Hautirritationen wie starke Rötungen, Verbrennungen oder Farbveränderungen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen" im Kapitel "Das Gerät benutzen" sowie in der Tabelle mit Empfehlungen für die Lichtintensität in der Kurzanleitung.
- Wenn Ihre natürliche Haarfarbe in den Behandlungsbereichen hellblond, weiß, grau oder rot ist. Die Behandlung ist dann nicht effektiv.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an einer der unten aufgeführten Krankheiten leiden, d. h.:

- Wenn Sie unter einer Hautkrankheit leiden (z. B. aktivem Hautkrebs) bzw. bereits einmal Hautkrebs oder eine andere lokale Krebserkrankung an den zu behandelnden Hautpartien hatten.
- Wenn Sie präkanzeröse Läsionen oder mehrere atypische Muttermale in den zu behandelnden Hautpartien haben.
- Sie unter Kollagenstörungen leiden, einschließlich der Bildung von Wulstnarben oder schlechter Wundheilung.
- Wenn Sie unter einer Gefäßkrankheit leiden und die zu behandelnden Körperpartien zum Beispiel Krampfadern oder Gefäßerweiterungen aufweisen.
- Wenn Ihre Haut lichtempfindlich ist und auf Licht mit Ausschlag reagiert oder eine allergische Reaktion zeigt.
- Wenn Sie an den zu behandelnden Hautpartien Infektionen, Ekzeme, Verbrennungen, entzündete Follikel, offene Wunden, Abschürfungen, Herpes, Wunden oder Läsionen und Blutergüsse haben.
- Wenn Sie an den betroffenen Körperzonen operiert wurden.
- Wenn Sie Epileptiker/in mit Blitzlichtempfindlichkeit sind.
- Wenn Sie unter Diabetes, Lupus Erythematoses, Porphyrie oder kongestiver Herzerkrankung leiden.
- Wenn Sie Bluter/in sind.
- Wenn Sie unter einem Immundefekt leiden (einschließlich HIV oder AIDS).

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eines oder mehrere der unten aufgeführten Medikamente einnehmen, d. h.:

- Wenn Ihre Haut derzeit oder kürzlich mit Alpha-Hydroxycarbonsäure (Alpha-Hydroxy Acids, AHAs), Beta-Hydroxycarbonsäure (Beta-Hydroxy Acids, BHAs), lokal angewendetem Isotretinoin und Azelainsäure behandelt wurde.
- Wenn Sie in den letzten sechs Monaten Isotretinoin-haltige Medikamente wie Accutane® oder Roaccutane® in irgendeiner Form eingenommen haben. Diese Medikamente können zur Folge haben, dass die Haut leichter aufplatzt und eher zu Wunden und Reizungen neigt.
- Wenn Sie Schmerzmittel einnehmen, welche die Haut weniger wärmeempfindlich machen.
- Wenn Sie fotosensibilisierende Medikamente einnehmen, prüfen Sie den Beipackzettel, und verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn als Nebenwirkungen fotoallergische oder fototoxische Reaktionen auftreten können oder Ihre Haut während der Einnahmezeit nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden darf.
- Wenn Sie Medikamente zur Blutverdünnung (einschließlich hoher Dosen von Aspirin) einnehmen und die Behandlung ein Absetzen des Medikaments mindestens eine Woche vor jeder Behandlung mit Lumea nicht zulässt.
- Wenn Sie Immunsuppressiva einnehmen.

Verwenden Sie das Gerät nicht an den folgenden Partien:

- Im Gesicht.
- An Brustwarzen, Brustwarzenhöfen, inneren Schamlippen, Vagina, Anus und in Nase und Ohren. Siehe Kapitel "Das Gerät benutzen", Abschnitt "Das Gerät für die Bikinizone verwenden".
- Bei Männern am Hodensack oder im Gesicht.
- Über oder in der Nähe von künstlichen Materialien wie Silikonimplantaten, Herzschrittmachern, subkutanen Injektionsports (Insulinspendern) oder Piercings
- An Körperpartien mit Muttermalen, Sommersprossen, großen Venen, dunkler pigmentierten Hautstellen, Narben oder anderen Hautanomalien, ohne zuvor einen Arzt/eine Ärztin konsultiert zu haben. Dies kann zu Verbrennungen und Hautverfärbung führen, wodurch die Diagnose von Hautkrankheiten (z. B. Hautkrebs) erschwert werden kann.
- An Warzen, Tätowierungen oder permanentem Make-up. Dies kann zu Verbrennungen oder Hautverfärbung (Hypo- oder Hyperpigmentierung) führen.
- An Partien, wo Sie Deodorant mit lang anhaltender Wirkung verwenden. Dies kann Hautreizungen zur Folge haben. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Das Gerät benutzen", Abschnitt "Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen".



Verwenden Sie das Gerät nicht auf sonnenverbrannter, kürzlich gebräunter (in den letzten zwei Wochen) oder künstlich gebräunter Haut.

- Jede Art der Bräunung kann die Sicherheit der Behandlung beeinträchtigen. Dies gilt für natürliches Sonnenlicht genauso wie für künstliche Bräunungsmethoden, z. B. Bräunungscremes oder Sonnenbänke. Wenn Sie gebräunt sind oder vorhaben, sich zu bräunen, lesen Sie bitte im Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten" den Abschnitt "Hinweise zum Bräunen".

Hinweis: Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Gerät verwenden können, konsultieren Sie bitte einen Arzt/eine Ärztin.

Für den Gebrauch vorbereiten

Um ein perfektes Ergebnis zu gewährleisten, sollten Sie die Körperpartien, an denen das Gerät eingesetzt werden soll, wie unten beschrieben vorbereiten.

Die zu behandelnden Hautpartien vorbereiten

- 1** Rasieren Sie die zu behandelnden Hautpartien, solange die Haare nachwachsen.

Hinweis: Verwenden Sie keine Enthaarungscremes anstatt des Rasierers.


Hinweis: Wenn Sie bei Ihrer letzten Enthaarung die Haare an der Wurzel entfernt haben (z. B. durch Epilieren), können Sie die Behandlung sofort beginnen. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, sich für optimale Ergebnisse zwischen den Behandlungen zu rasieren.

Beachten Sie, dass eine Behandlung unrasierter oder schlecht rasierter Hautpartien zu einigen unerwünschten Folgen führen kann:

- Das Lichtaustrittsfenster und der Aufsatz können durch lose Haare und Schmutz verunreinigt werden. Eine Verunreinigung von Lichtaustrittsfenster und Körper-Aufsatz kann die Lebensdauer und Wirksamkeit des Geräts beeinträchtigen. Verunreinigungen am Lichtaustrittsfenster können zudem zu einer schmerzhaften Behandlung führen oder Hautreaktionen wie Rötungen und Verfärbungen hervorrufen.
- Die Haare auf Ihrer Haut können verbrennen, was zu einem unangenehmen Geruch führt.

- 2** Reinigen Sie die Haut, und achten Sie darauf, dass sie frei von Haaren, vollkommen trocken und ölfrei ist (z. B. keine Rückstände von Kosmetikprodukten wie Deos, Lotionen, Parfum, Selbstbräuner und Sonnenschutzmittel).

- 3** Überprüfen Sie das Gerät, insbesondere das Lichtaustrittsfenster und den Körper-Aufsatz, auf festhängende Haare, Staub und Flusen. Wenn Sie Verunreinigungen entdecken, reinigen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen im Kapitel "Reinigung und Wartung".



Wenn durch das Rasieren Verletzungen oder Läsionen verursacht werden, reagiert Ihre Haut möglicherweise empfindlicher auf IPL als die von anderen. Dadurch fühlt sich die IPL-Behandlung eventuell unangenehm an, oder sie führt zu unerwünschten Nebenwirkungen. Wir empfehlen Ihnen zu warten, bis die Irritation abgeklungen ist.

- 4** Sobald keine Haare mehr nachwachsen (in der Regel nach vier bis fünf Behandlungen), ist vor dem Gebrauch des Geräts kein Rasieren mehr erforderlich.

Lichtintensität

Im Gegensatz zu professionellen lichtbasierten Enthaarungsgeräten wurde Philips Lumea Essential für die Nutzung durch Verbraucher entwickelt und gibt sanftere Lichtimpulse ab. Daher können Sie eine **praktische** und **effektive** Behandlung bei einer Lichtintensität erwarten, die für Sie angenehm ist.

Philips Lumea Essential bietet fünf verschiedene Lichtintensitäten. Passen Sie die Lichtintensität entsprechend ihrer Haut- und Haarfarbe an, und stellen Sie sie so ein, dass sie Ihnen angenehm ist.

Anhand der nachstehenden Tabelle mit Empfehlungen für die Lichtintensität können Sie die richtige Einstellung finden.

- 1** Nutzen Sie die folgende Tabelle, um die geeignete Lichtintensität für Ihre Haut- und Körperhaarfarbe zu bestimmen.

Tipp: Sie können die Tabelle in der Kurzanleitung an Ihrer Haut anlegen und sie mit Ihrer Hautfarbe vergleichen.

Tipp: Wir empfehlen Ihnen, die Kurzanleitung zur späteren Verwendung in der Tasche aufzubewahren.

- 2** Wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen verspüren, verringern Sie die Lichtintensität.

Personen mit dunklerer Haut müssen eher mit Hautreizungen rechnen, da ihre Haut mehr Licht absorbiert. Daher wird für sie eine niedrigere Lichtintensität empfohlen.

Der Lichtimpuls kann sich auf der Haut warm oder heiß anfühlen, sollte aber nie schmerzhaft sein. Unterschiedliche Körperpartien benötigen eventuell eine unterschiedliche Lichtintensität (siehe Tabelle unten). Um Hautreizungen zu vermeiden, lesen Sie im Kapitel "Das Gerät benutzen" den Abschnitt "Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen".

Empfohlene Lichtstärken (1 bis 5)

In der folgenden Tabelle bedeutet das "X", dass das Gerät nicht für Sie geeignet ist.

Hinweis: Die Farbe Ihrer Haut kann sich verändern, z. B. nach dem Bräunen. Sie kann dunkler als bei der vorherigen Behandlung sein. Überprüfen Sie daher die zu verwendende Einstellung vor jeder Behandlung und pro Körperpartie. Einige Partien können dunkler als andere sein.

Farbe der Körperhaare:	dunkelblond/hellbraun/ braun/dunkelbraun/ schwarz	weiß/grau/rot/ hellblond
------------------------	---	-----------------------------

Hautfarbe und -eigenschaften:

Weiß (immer Sonnenbrand, keine Bräunung)	4/5	x
Beige (leichter Sonnenbrand, minimale Bräunung)	4/5	x
Hellbraun (gelegentlicher Sonnenbrand, gute Bräunung)	4/5	x
Mittelbraun (selten Sonnenbrand, schnelle und gute Bräunung)	1/2/3	x
Dunkelbraun (selten Sonnenbrand, sehr gute Bräunung)	x	x
Schwarzbraun und dunkler (selten bis nie Sonnenbrand, sehr dunkle Bräunung)	x	x

Wichtig

Ob Philips Lumea Essential für Sie geeignet ist, erfahren Sie im Abschnitt "Wer sollte Philips Lumea Essential nicht verwenden?".

Hinweise zum Bräunen



- **Vermeiden Sie Sonnenbaden, wenn Sie Philips Lumea Essential regelmäßig (alle zwei Wochen) verwenden.**

Sonnenbaden kann die Haut dunkler werden lassen (Bräunung) oder Sonnenbrand verursachen (Hautrötung). Die Verwendung von Philips Lumea Essential auf gebräunter Haut bzw. Sonnenbrand erhöht das Risiko von unerwünschten Nebenwirkungen und Hautreaktionen. Siehe Abschnitt "Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen" im Kapitel "Das Gerät benutzen".

- **Sonnenbad vor der Behandlung: Warten Sie zwei Wochen, und führen Sie dann einen Hauttest durch.**

Warten Sie nach dem Sonnenbaden mindestens zwei Wochen, bevor Sie das Gerät verwenden. Führen Sie einen Hauttest an der zu behandelnden Partie durch (siehe Abschnitt "Erster Gebrauch und Hauttest") im Kapitel "Das Gerät benutzen", um die geeignete Lichtintensität zu bestimmen. Andernfalls besteht das Risiko, dass die Anwendung von Philips Lumea Essential Hautirritationen verursacht.

- **Sonnenbad nach der Behandlung: Warten Sie nach einer Behandlung mit Philips Lumea Essential 48 Stunden, bevor Sie ein Sonnenbad nehmen.**

Warten Sie nach der Behandlung mindestens 48 Stunden, bevor Sie die behandelten Körperpartien der Sonne aussetzen. Vergewissern Sie sich auch nach 48 Stunden, dass die behandelte Haut keine unerwünschte Reaktion auf die Behandlung zeigt, bevor Sie sie der Sonne aussetzen. Bedecken Sie in den zwei Wochen nach der Behandlung die behandelten Bereiche, wenn Sie in die Sonne gehen, oder verwenden Sie einen Sun-Blocker (LSF 30+). Wenn Sie die betroffenen Körperpartien direkt nach der Behandlung ungeschützt der Sonne aussetzen, erhöhen Sie das

Risiko unerwünschter Nebenwirkungen und Hautirritationen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen" im Kapitel "Das Gerät benutzen".

- **Bräunen mit künstlichem Licht**

Halten Sie sich an die oben stehenden Anweisungen unter "Sonnenbad vor der Behandlung" und "Sonnenbad nach der Behandlung".

- **Bräunen mit Cremes**

Wenn Sie Bräunungslotionen verwendet haben, warten Sie, bis die künstliche Bräune vollständig verschwunden ist, bevor Sie Philips Lumea Essential verwenden.

Hinweis: Weitere Informationen zu unerwünschten Hautreaktionen finden Sie im Kapitel "Das Gerät benutzen" im Abschnitt "Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen".

Das Gerät benutzen

Prüfen Sie die empfohlenen Lichtintensitäten im Abschnitt "Lichtintensität" im Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten", um zu bestimmen, welche Lichtintensitäten für Ihre Haut und Körperhaarfarbe am besten geeignet sind. Rasieren Sie die zu behandelnde Körperpartie, bevor Sie das Gerät benutzen (siehe Abschnitt "Die zu behandelnden Hautpartien vorbereiten" im Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten").

Wenn die Behandlung zu einem beliebigen Zeitpunkt schmerzhaft wird, verringern Sie die Lichtintensität, bis das unangenehme Gefühl wieder verschwindet. Wenn Sie Hautreaktionen beobachten, die über eine leichte Rötung hinausgehen, beenden Sie die Behandlung sofort, und lesen Sie den Abschnitt "Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen" in diesem Kapitel.



Erster Gebrauch und Hauttest


Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder nach einem kürzlichen Sonnenbad verwenden, sollten Sie einen Hauttest auf **jeder** zu behandelnden Körperpartie durchführen, um die Reaktion Ihrer Haut auf die Anwendung zu testen und sich an die Lichtbehandlung zu gewöhnen.

- 1** Wählen Sie einen Bereich in der Nähe der zu behandelnden Partie aus.
- 2** Führen Sie den Gerätestecker in das Gerät, und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Körper-Aufsatz am Gerät angebracht ist.

- 3** Drücken Sie den Ein-/Aussschalter, um das Gerät einzuschalten.






- Intensitätsanzeige 1 leuchtet auf.


Hinweis: Das Gerät wählt immer automatisch die niedrigste Lichtintensitätseinstellung aus. Um die geeignete Lichtintensität zu bestimmen, lesen Sie den Abschnitt "Lichtintensität" im Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten".

- 4 Um die Lichtintensitätseinstellung anzupassen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal oder mehrmals, bis Sie die gewünschte Einstellung erreicht haben. Die entsprechende Intensitätsanzeige leuchtet auf.




- 5 Setzen Sie das Gerät in einem 90-Grad-Winkel so auf die Haut auf, dass der Körper-Aufsatz Kontakt zur Haut hat.

Tipp: Die Anwendung wird einfacher, wenn Sie die zu behandelnde Hautpartie straffen.



- Die Bereitschaftsanzeige auf der Geräterückseite blinkt und zeigt an, dass das Gerät den Lichtimpuls vorbereitet.
- Sobald das Gerät für den ersten Lichtimpuls bereit ist, leuchtet die Bereitschaftsanzeige durchgehend grün.



- 6 Drücken Sie die Blitztaste, um einen Lichtimpuls auszulösen.

*Hinweis: Das von dem Gerät erzeugte sichtbare Licht ist die Reflexion des Blitzlichts auf der Haut und für die Augen harmlos. Sie brauchen daher beim Gebrauch des Geräts keine Schutzbrille zu tragen. Verwenden Sie das Gerät in einem **gut beleuchteten** Raum. So werden die Blitze weniger hell wahrgenommen.*

- 7 Lassen Sie die Blitztaste nach dem Lichtimpuls los.

- 8 Bewegen Sie das Gerät über die Haut zum nächsten zu behandelnden Bereich. Solange die Behandlung angenehm (nicht schmerzhaft) ist, erhöhen Sie die Einstellung um eine Stufe innerhalb der empfohlenen Skala für Ihren Hauttyp, und verwenden Sie einen Lichtimpuls für jede Einstellung. Verwenden Sie nicht mehr als einen Lichtimpuls auf der gleichen Stelle.

- 9 Wenn Sie die Behandlung beendet haben, halten Sie den Ein-/Ausschalter zwei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

- 10 Warten Sie nach dem Hauttest 24 Stunden, und prüfen Sie Ihre Haut auf Reaktionen. Wenn die Haut Reaktionen zeigt, wählen Sie für weitere Behandlungen die höchste Einstellung, die keine Irritationen hervorgerufen hat.

Weitere Verwendung

- 1 Reinigen Sie den Körper-Aufsatz, das Lichtaustrittsfenster und den Metallrahmen im Inneren des Körper-Aufsatzes vor jeder Behandlung. Weitere Informationen finden Sie unter "Reinigung und Wartung".
- 2 Beginnen Sie jede Behandlung durch sorgfältige Auswahl der Lichtintensität. Achten Sie dabei auf die Empfindlichkeit Ihrer Haut und wie angenehm sich die Anwendung anfühlt. Beachten Sie den Abschnitt "Empfohlene Lichtintensitäten", um die richtige Einstellung für Ihren Hauttyp und Ihre Haarfarbe auszuwählen.

Hinweis: An verschiedenen Tagen kann Ihre Haut aus zahlreichen Gründen anders reagieren als sonst. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen" in diesem Kapitel.


- 3 Befolgen Sie die Schritte 2-6 des vorherigen Abschnitts ("Erster Gebrauch und Hauttest").

Hinweis: Es ist normal, dass das Gerät und der Körper-Aufsatz während des Gebrauchs warm werden.

- 4 Bewegen Sie das Gerät über die Haut zum nächsten zu behandelnden Bereich, und wiederholen die Schritte 5 und 6 des Abschnitts "Erster Gebrauch und Hauttest" in diesem Kapitel. Nach jedem Lichtimpuls benötigt das Gerät bis zu 3,5 Sekunden, bis es erneut zur Verwendung bereit ist. Die Bereitschaftsanzeige auf der Rückseite des Geräts beginnt zu blinken und zeigt an, dass das Gerät auflädt. Warten Sie, bis diese Anzeige ununterbrochen leuchtet, bevor Sie die Behandlung fortsetzen.

Tipp für SC1992: Der SC1992 verfügt über eine "Slide & Flash"-Funktion: Für eine wirksamere Behandlung halten Sie die Blitztaste gedrückt, während Sie mit dem Gerät über Ihre Haut gleiten.

Vermeiden Sie die mehrfache Behandlung derselben Hautpartie in einer Sitzung, da dies die Effektivität der Behandlung nicht erhöht. Stattdessen erhöhen Sie das Risiko von Hautirritationen.



- 5 Um unbehandelte Partien zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Lichtimpulse dicht nebeneinander erzeugt werden. Beachten Sie, dass das effektive Licht nur aus dem Lichtaustrittsfenster austritt. Vergewissern Sie sich aber immer, dass Sie dieselbe Partie nicht zweimal behandeln.
- 6 Wenn Sie die Behandlung beendet haben, halten Sie den Ein-/Ausschalter zwei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- 7 Überprüfen Sie das Lichtaustrittsfenster und den Körper-Aufsatz auf Haare und Schmutz, und reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").

Tipps

Erzielen optimaler Ergebnisse

- Es ist normal, dass nach den ersten Behandlungen noch Haare zu sehen sind. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Einleitung" unter Abschnitt "Funktionsprinzip".
- Um alle Haare erfolgreich zu entfernen und um zu vermeiden, dass der Haarfollikel wieder aktiv wird, müssen Sie die Behandlungen in den ersten zwei Monaten alle zwei Wochen wiederholen. Danach sollte Ihre Haut glatt und haarfrei sein. Bitte lesen Sie Abschnitt "Behandlungsrhythmus", um herauszufinden, wie Sie diese Ergebnisse beibehalten können.

Behandlungsrhythmus

- Um sicherzustellen, dass die Haut glatt und haarfrei bleibt, wird empfohlen, die Behandlung alle vier bis sechs Wochen zu wiederholen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs und nach Körperpartie variieren. Wenn zwischen den Behandlungen zu viele Haare nachwachsen, verringern Sie einfach den Zeitraum zwischen den Behandlungen wieder, jedoch nicht unter zwei Wochen. Wenn Sie das Gerät häufiger einsetzen als empfohlen, wird die Effektivität nicht verbessert, sondern stattdessen das Risiko von Hautreaktionen erhöht.

Hinweise zur Behandlung

Durchschnittliche Behandlungszeit

Bereich	Ungefähre Behandlungszeit
Achselhöhlen	1 Minute pro Achselhöhle
Bikinizone	1 Minute pro Seite
Gesamter Bikinibereich	4 Minuten
Ein Unterschenkel	8 Minuten
Ein ganzes Bein	14 Minuten


Hinweis: Die oben angegebenen durchschnittlichen Behandlungszeiten wurden während unserer Forschungen und durch Tests ermittelt. Die individuelle Behandlungszeit kann bei jeder Person unterschiedlich sein.

Geeignete Behandlungsbereiche

Das Gerät eignet sich für die Behandlung unerwünschter Haare an Achselhöhlen, Armen, Bauch, Bikinizone und Beinen. Es sollte nicht im Gesicht verwendet werden.

Das Gerät am Bein verwenden

Prüfen Sie anhand der Tabelle mit Empfehlungen für die Lichtintensität im Abschnitt "Lichtintensität" im Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten", welche Einstellungen sich am besten für Ihre Beine eignen.



- Sie können das Gerät nach oben und unten oder quer über das Bein bewegen – je nachdem, was für Sie bequemer ist. Um einen vollen Kontakt mit der Haut beizubehalten, können Sie das Gerät auch seitwärts halten und auf die Haut aufsetzen.

Hinweis: Knochige Bereiche wie Schienbein und Knöchel sind empfindlicher als andere Körperpartien. Wenn Sie den Körper-Aufsatz stark auf diese Bereiche drücken, können leichter Hautirritationen und Rötungen auftreten. Weitere Informationen finden Sie in diesem Kapitel unter "Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen". Drücken Sie den Aufsatz gerade fest genug auf die Haut, dass die Bereitschaftsanzeige aufleuchtet, jedoch keinesfalls fester.

Das Gerät für die Bikinizone verwenden

Prüfen Sie anhand der Tabelle mit Empfehlungen für die Lichtintensität in Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten", Abschnitt "Die Lichtintensität einstellen", welche Einstellungen sich am besten für Ihre Bikinizone eignen. Prinzipiell ist Philips Lumea Essential sicher und sanft genug für die Behandlung des gesamten Schambereichs (z. B. für den "Brasilianischen" oder "Hollywood"-Stil). Verwenden Sie eine niedrigere Einstellung bei stärker pigmentierter, empfindlicherer Haut im Schambereich. Verwenden Sie das Gerät nicht an den inneren Schamlippen, der Vagina und dem Anus. Bei Männern, die ihren Intimbereich behandeln möchten, darf das Gerät nicht am Hodensack verwendet werden.


Hinweis: Reinigen Sie den Körper-Aufsatz aus hygienischen Gründen jedes Mal, bevor Sie zu einer anderen Körperpartie übergehen (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").

Das Gerät für die Achselhöhlen verwenden

Prüfen Sie anhand der Tabelle mit Empfehlungen für die Lichtintensität in Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten", Abschnitt "Die Lichtintensität einstellen", welche Einstellungen sich am besten für Ihre Achselhöhlen eignen. Achten Sie darauf, Deodorant, Parfüm, Creme oder ein anderes Hautpflegeprodukt vor der Behandlung der Achselhöhlen zu entfernen.

Tipp: Stellen Sie sich für optimale Ergebnisse an den Achselhöhlen vor einen Spiegel, um den zu behandelnden Bereich und die Bereitschaftsanzeige gut sehen zu können. Heben Sie den Arm, und legen Sie die Hand in den hinteren Nackenbereich, um die Haut im Achselbereich zu straffen.

Hinweis: Das reflektierte Licht ist für Ihre Augen nicht schädlich. Wenn die Reflexion des Blitzlichts für Sie allerdings unangenehm ist, schließen Sie beim Auslösen eines Lichtimpulses die Augen.



Mögliche Nebenwirkungen und Hautreaktionen

Häufige Hautreaktionen:

- Die Haut ist möglicherweise leicht gerötet, kribbelt, juckt oder fühlt sich warm an. Diese Reaktionen sind harmlos und klingen schnell ab.
- Für kurze Zeit kann eine Hautreaktion ähnlich wie Sonnenbrand auf der behandelten Partie auftreten. Wenn diese Reaktion nicht innerhalb von drei Tagen abklingt, sollten Sie einen Arzt/eine Ärztin aufsuchen.
- Trockene Haut und Juckreiz können aufgrund von Rasur oder einer Kombination aus Rasur und Lichtbehandlung auftreten. Diese Reaktion

ist harmlos und lässt in wenigen Tagen nach. Sie können die Hautpartie mit einem Eisbeutel oder einem feuchten Waschlappen kühlen. Wenn die Haut weiterhin zu trocken ist, können Sie 24 Stunden nach der Behandlung eine unparfümierte Feuchtigkeitscreme auftragen.

Seltene Nebenwirkungen:

- Verbrennungen, übermäßige Rötungen und Schwellungen treten nur selten auf und sind in der Regel die Folge davon, dass Sie eine für Ihre Hautfarbe zu starke Lichtintensität verwendet haben. Wenn diese Reaktionen nicht innerhalb von drei Tagen abklingen, sollten Sie einen Arzt/eine Ärztin aufsuchen. Warten Sie mit der nächsten Behandlung, bis die Haut vollständig abgeheilt ist, und verwenden Sie unbedingt eine geringere Lichtintensität.
- Hautverfärbungen treten sehr selten auf und zeigen sich als dunklere oder hellere Flecken auf der betroffenen Hautpartie. Die Ursache ist die Verwendung einer zu hohen Lichtintensität für Ihre Hautfarbe. In seltenen Fällen (gewöhnlich das Ergebnis der Verwendung einer zu hohen Intensität auf zu dunkler Haut) können die Auswirkungen einer Pigmentänderung länger anhalten als gewöhnlich beobachtet. In jedem Fall werden die Veränderungen nach einer Weile zurückgehen. Behandeln Sie die verfärbten Bereiche erst wieder, wenn die Verfärbung vollständig verschwunden ist und Ihre Haut wieder ihre normale Farbe angenommen hat.
- Hautinfektionen und -entzündungen treten sehr selten auf und können durch die Anwendung des Geräts auf Wunden oder Schnitten verursacht werden, die wiederum durch eine Rasur oder bereits vorhandene Wunden bzw. eingewachsene Haare entstanden sind.
- Übermäßige Schmerzen können während oder nach der Behandlung in folgenden Fällen auftreten: wenn Sie das Gerät auf unrasierter Haut anwenden; wenn Sie eine Lichtintensität einsetzen, die zu stark für Ihre Hautfarbe ist; wenn Sie dieselbe Hautpartie mit mehreren Lichtimpulsen behandeln; wenn Sie das Gerät auf offenen Wunden, Entzündungen, Tätowierungen, Verbrennungen usw. anwenden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Wichtig" unter Abschnitt "Wichtige Hinweise".

Nach dem Gebrauch

- Benutzen Sie unmittelbar nach der Behandlung keine parfümierten Kosmetika an den behandelten Körperpartien.
- Benutzen Sie unmittelbar nach der Behandlung der Achselhöhlen kein Deodorant. Warten Sie, bis Hautrötungen vollständig abgeklungen sind.
- Informationen zum Kontakt mit Sonnenlicht und zu künstlicher Bräunung finden Sie im Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten" im Abschnitt "Hinweise zum Bräunen".

Reinigung und Wartung

Um optimale Ergebnisse zu erzielen und die Gebrauchsdauer des Gerätes zu verlängern, reinigen Sie das Gerät vor und, falls erforderlich, auch während der Behandlung. Das Gerät verliert an Effektivität, wenn Sie es nicht ordentlich reinigen.



Reinigen Sie das Gerät oder Teile davon nie unter fließendem Wasser oder im Geschirrspüler.

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

Kratzen Sie nie am Lichtaustrittsfenster oder am Metallrahmen im Inneren des Körper-Aufsatzes.

Hinweis: Stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, wenn sich das Lichtaustrittsfenster oder der Körper-Aufsatz nicht mehr reinigen lassen.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker ab, und lassen Sie es abkühlen.

Hinweis: Das Lichtaustrittsfenster wird während des Gebrauchs heiß. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen.

- 2 Um den Körper-Aufsatz zu entfernen, greifen Sie die Vorsprünge oben am Gerät, und ziehen Sie vorsichtig daran.

- 3 Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit dem weichen Reinigungstuch, das im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.



- 4 Befeuchten Sie das weiche Tuch, das im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, mit einigen Tropfen Wasser, und reinigen Sie damit die folgenden Teile:

- Das Lichtaustrittsfenster
- Die äußere Oberfläche des Körper-Aufsatzes
- Den Metallrahmen im Körper-Aufsatz

Vergewissern Sie sich, dass die elektronischen Kontakte nicht nass werden.

Hinweis: Wenn das Gerät allein durch Wasser nicht sauber wird, reinigen Sie die oben aufgeführten Teile mit einigen Tropfen hochprozentigem Alkohol.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nach und, falls erforderlich, auch während der Behandlung gemäß den Anweisungen in diesem Abschnitt reinigen.



Aufbewahrung

- 1 Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker, und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- 2 Reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es weglegen.
- 3 Bewahren Sie das Gerät in der mitgelieferten Tasche bei einer Temperatur zwischen -20 und +70 °C auf.

Tipp: Wir empfehlen Ihnen, die Kurzanleitung zur späteren Verwendung in der Tasche aufzubewahren.

Zubehör bestellen

Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.shop.philips.com/service**, oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen Garantieschrift).

Ersatzteile

Die folgenden Ersatzteile sind erhältlich:

- Körper-Aufsatz
- Adapter
- Reinigungstuch
- Tasche

Umwelt



- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.

Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Technische Daten

Modelle SC1992 und SC1991

Nennspannung	100 - 240 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nenningangsleistung	24 W
Schutz vor Stromschlägen	Klasse II
Schutzklasse	IP 30 (EN 60529)
Betrieb	Temperatur: +15° bis +35°C Relative Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 95 %
Aufbewahrung	Temperatur: -20 bis +70 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %
Spektrum des Körper-Aufsatzes	> 500 nm

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit Ihrem Gerät auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support für eine Liste mit häufig gestellten Fragen, oder wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Adapter/das Gerät wird beim Aufladen warm.	Das ist normal.	Sie brauchen nichts zu unternehmen.
Das Gerät ist eingeschaltet, aber die Lichtintensität lässt sich nicht erhöhen oder reduzieren.	Das Gerät muss zurückgesetzt werden.	Schalten Sie hierzu das Gerät aus und wieder ein. Wenn Sie die Lichtintensität immer noch nicht ändern können, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land oder Ihren Philips Händler.
Die Anzeige für die Blitzbereitschaft leuchtet nicht auf, wenn das Gerät auf der Haut positioniert wird.	Sie haben das Gerät nicht ordnungsgemäß auf die Haut aufgesetzt.	Positionieren Sie das Gerät in einem 90-Grad-Winkel so auf der Haut, dass alle vier Seiten des integrierten Sicherheitssystems die Haut berühren. Prüfen Sie dann, ob die Bereitschaftsanzeige dauerhaft leuchtet, und drücken Sie die Blitztaste. Funktioniert dies nicht, positionieren Sie das Gerät an einer Körperpartie, an der Sie problemlos vollen Hautkontakt herstellen können, z. B. am Unterarm. Prüfen Sie dann, ob die Anzeige für Blitzbereitschaft funktioniert. Blinkt sie immer noch nicht, wenn das Gerät mit der Haut Kontakt hat, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land oder Ihren Philips Händler.
Die Bereitschaftsanzeige leuchtet nicht auf, wenn der Körper-Aufsatz mit der Haut in Kontakt ist, aber der Ventilator funktioniert.	Der Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Wenn der Überhitzungsschutz aktiviert wurde, funktioniert der Ventilator weiterhin. Schalten Sie das Gerät nicht aus, und lassen Sie es ca. 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es weiter benutzen. Nach fünf Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. Lassen Sie es anschließend weitere 10 Minuten lang abkühlen. Leuchtet die Anzeige für Blitzbereitschaft immer noch nicht auf, wenn das Gerät mit der Haut Kontakt hat, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land oder Ihren Philips Händler.
Die Anzeige für Blitzbereitschaft leuchtet dauerhaft, doch das Gerät erzeugt beim Betätigen der Blitztaste keinen Lichtimpuls.	Das Gerät muss zurückgesetzt werden.	Schalten Sie hierzu das Gerät aus und wieder ein. Wenn die Anzeige für Blitzbereitschaft dauerhaft leuchtet, das Gerät beim Drücken der Blitztaste aber immer noch keinen Lichtimpuls erzeugt, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land oder Ihren Philips Händler.
Die Intensitätsanzeige 1 blinkt weiter, und ich kann die Einstellung nicht ändern.	Der Körper-Aufsatz ist nicht richtig am Gerät angebracht ist.	Bringen Sie den Körper-Aufsatz richtig am Gerät an.
Alle Intensitätsanzeigen leuchten abwechselnd auf.	Das Gerät muss zurückgesetzt werden.	Schalten Sie hierzu das Gerät aus und wieder ein. Wenn die Intensitätsanzeigen weiterhin abwechselnd aufleuchten, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land oder Ihren Philips Händler.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Alle Intensitätsanzeigen blinken gleichzeitig.	Das Gerät ist defekt.	Wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land oder Ihren Philips Händler.
Bei dem Gerät tritt ein ungewöhnlicher Geruch auf.	Der Körper-Aufsatz bzw. das Filterglas ist schmutzig.	Reinigen Sie den Körper-Aufsatz und das Lichtaustrittsfenster vorsichtig. Ist dies nicht möglich, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land oder Ihren Philips Händler, um den Körper-Aufsatz zu ersetzen.
	Sie haben die zu behandelnde Körperpartie nicht gründlich rasiert.	Wenn sich an der zu behandelnden Körperpartie Haare befinden, werden diese beim Verwenden des Geräts möglicherweise versengt. Dabei entsteht ein ungewöhnlicher Geruch. Rasieren Sie die zu behandelnde Körperpartie, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn durch Rasieren Hautirritationen auftreten, schneiden Sie die Haare so kurz wie möglich, und verwenden Sie Lumea Essential mit einer für Sie angenehmen Einstellung.
	Sie haben das Gerät in einer staubigen Umgebung aufbewahrt.	Reinigen Sie das Gerät und den Körper-Aufsatz (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").
Die Haut ist während der Behandlung empfindlicher als üblich.	Die verwendete Lichtintensität ist zu stark.	Prüfen Sie vor jeder Verwendung die Farbtabelle für Haut/Haar, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Lichtintensität für jede Behandlung auswählen. Wählen Sie falls notwendig eine niedrigere Lichtintensität aus.
	Sie haben die zu behandelnde Körperpartie nicht rasiert.	Rasieren Sie die zu behandelnde Körperpartie jedes Mal, bevor Sie das Gerät benutzen. Wenn durch Rasieren Hautirritationen auftreten, schneiden Sie die Haare so kurz wie möglich, und verwenden Sie Lumea Essential mit einer für Sie angenehmen Einstellung.
	Das Lichtaustrittsfenster ist beschädigt.	Wenn das Lichtaustrittsfenster beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht, um Hautirritationen zu vermeiden. Wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land oder Ihren Philips Händler.
Beim Benutzen des Geräts treten unzumutbare Schmerzen auf.	Sie haben die zu behandelnde Körperpartie nicht rasiert.	Rasieren Sie die zu behandelnde Körperpartie jedes Mal, bevor Sie das Gerät benutzen. Wenn durch Rasieren Hautirritationen auftreten, schneiden Sie die Haare so kurz wie möglich, und verwenden Sie Lumea Essential mit einer für Sie angenehmen Einstellung.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Sie haben eine Körperpartie behandelt, für die das Gerät nicht vorgesehen ist.	Verwenden Sie das Gerät nicht im Gesicht, an den inneren Schamlippen, an Vagina, Anus, Brustwarzen und Brustwarzenhöfen. Bei Männern darf das Gerät nicht im Gesicht und am Hodensack verwendet werden.
	Sie haben eine Lichtintensität verwendet, die für Sie zu stark ist.	Reduzieren Sie die Lichtintensität auf ein für Sie komfortables Niveau. Siehe Abschnitt "Lichtintensität" im Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten".
	Das Lichtaustrittsfenster ist beschädigt.	Wenn das Lichtaustrittsfenster des Körper-Aufsatzes beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht mehr mit diesem Körper-Aufsatz. Wenden Sie sich an ein Philips Service-Center oder Ihren Philips Händler, um den Körper-Aufsatz zu ersetzen.
	Das Gerät ist für Ihre Haar- oder Hautfarbe nicht geeignet.	Benutzen Sie das Gerät nicht bei hellblondem, rotem, grauem oder weißem Körperhaar oder bei dunkler Haut. Beachten Sie die Tabelle zu den Haar- und Hautfarben in der Kurzanleitung.
Die behandelten Körperzonen sind anschließend gerötet.	Eine leichte Rötung ist harmlos und ganz normal und klingt schnell wieder ab.	Sie brauchen nichts zu unternehmen.
Die Haut ist nach der Behandlung länger als üblich gereizt.	Sie haben eine Lichtintensität verwendet, die für Sie zu stark ist.	Stellen Sie das nächste Mal eine niedrigere Lichtintensität ein. Siehe Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten", Abschnitt "Lichtintensität". Sollte die Hautreizung nicht innerhalb von drei Tagen abklingen, suchen Sie einen Arzt/eine Ärztin auf.
Die Enthaarungsergebnisse sind nicht zufriedenstellend.	Sie haben eine Lichtintensität verwendet, die für Sie zu gering ist.	Führen Sie einen Hauttest durch, um festzustellen, ob Sie eine höhere Lichtintensität verwenden können (siehe Kapitel "Das Gerät benutzen", Abschnitt "Erster Gebrauch und Hauttest").
	Sie haben beim Benutzen des Geräts nicht genügend Hautfläche nochmals erfasst.	Für ein gutes Enthaarungsergebnis müssen Sie gewisse Hautpartien erneut erfassen. Siehe Abschnitt "Weitere Verwendung", Schritt 4 im Kapitel "Das Gerät benutzen".

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Sie verwenden das Gerät nicht so häufig wie empfohlen.	Um alle Haare erfolgreich zu entfernen und zu vermeiden, dass die Haarwurzeln wieder aktiv werden, müssen Sie die Behandlungen in den ersten zwei Monaten alle zwei Wochen wiederholen. Um sicherzustellen, dass die Haut glatt bleibt, wird empfohlen, die Behandlung alle vier bis sechs Wochen zu wiederholen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwachstum und nach Körperpartie variieren. Wenn zwischen den Behandlungen zu viele Haare nachwachsen, verringern Sie einfach den Zeitraum zwischen den Behandlungen wieder; jedoch nicht unter zwei Wochen. Wenn Sie das Gerät häufiger einsetzen als empfohlen, wird die Effektivität nicht verbessert, sondern stattdessen das Risiko von Hautreaktionen erhöht.
	Sie reagieren langsamer auf eine IPL-Behandlung als der durchschnittliche Verbraucher.	Verwenden Sie das Gerät für mindestens weitere 6 Monate, da das Haarwachstum noch im Verlauf dieses Zeitraums zurückgehen kann. Berücksichtigen Sie auch die anderen Lösungen für dieses Problem.
	Das Gerät ist für Ihre Haar- oder Hautfarbe nicht geeignet.	Benutzen Sie das Gerät nicht bei hellblondem, rotem, grauem oder weißem Körperhaar oder bei dunkler Haut. Beachten Sie die Tabelle zu den Haar- und Hautfarben in der Kurzanleitung.
An einigen Stellen der behandelten Körperpartien wachsen Haare nach.	Sie haben beim Benutzen des Geräts nicht genügend Hautfläche nochmals erfasst.	Für ein gutes Enthaarungsergebnis müssen Sie gewisse Hautpartien erneut erfassen. Siehe Abschnitt "Weitere Verwendung", Schritt 4 im Kapitel "Das Gerät benutzen".
	Das Nachwachsen gehört zum natürlichen Wachstumszyklus der Haare.	Dies ist ganz normal. Allerdings sind die neuen Haare in der Regel weicher und feiner.
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist defekt.	Wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land oder Ihren Philips Händler.

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome. Η αποτρίχωση με βάση το φως είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για τη θεραπεία της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας, με αποτελέσματα που διαρκούν για περισσότερο χρόνο. Διαφέρει από τις σύγχρονες μεθόδους αποτρίχωσης στο σπίτι, επειδή μειώνει σημαντικά την επανεμφάνιση της τριχοφυΐας. Η Philips διερευνά αυτή τη μέθοδο σε συνεργασία με κορυφαίους δερματολόγους για περισσότερα από 15 χρόνια. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πρωτοποριακή τεχνολογία στην άνεση του σπιτιού σας, όποτε θέλετε. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και βελτιστοποιηθεί ειδικά για γυναίκες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άντρες. Η συσκευή Lumea Philips Essential επιτρέπει την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας στις περιοχές του σώματος κάτω από το λαιμό. Η συσκευή Lumea Philips Essential έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο από ένα άτομο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή Philips Lumea Essential, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/lumea. Να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα μας για ενημερώσεις.

Πλεονεκτήματα

Η συσκευή αυτή προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

Τεχνολογία έντονου παλμικού φωτός (IPL) για οικιακή χρήση

Η συσκευή Lumea Philips Essential χρησιμοποιεί μια τεχνολογία με βάση το φως που ονομάζεται “Έντονο παλμικό φως” (IPL). Η τεχνολογία IPL χρησιμοποιείται επίσης στον τομέα επαγγελματικής ομορφιάς για αποτρίχωση τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Τώρα, η συσκευή Philips Lumea Essential φέρνει αυτήν την πρωτοποριακή τεχνολογία στην άνεση του σπιτιού σας.

Αποτελεσματική πρόληψη επανεμφάνισης της τριχοφυΐας, για καθημερινή απαλότητα

Αυτή η μέθοδος παρέχει διαρκή πρόληψη επανεμφάνισης της τριχοφυΐας και απαλό δέρμα. Οι μελέτες μας αναφέρουν σημαντική μείωση των τριχών μετά από μόλις δύο συνεδρίες. Βέλτιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονταν σε γενικές γραμμές μετά από τέσσερις με πέντε συνεδρίες. Η ελάττωση στην πυκνότητα των τριχών γίνεται ορατή μεταξύ των συνεδριών. Το πόσο γρήγορα θα είναι ορατά τα αποτελέσματα και το πόσο θα διαρκέσουν διαφέρει ανάλογα με το άτομο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα “Πώς να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα” στο κεφάλαιο “Χρήση της συσκευής”.

Απαλή αποτρίχωση, ακόμα και σε ευαίσθητες περιοχές του σώματος





Η συσκευή Lumea Philips Essential είναι προϊόν στενής συνεργασίας με κορυφαίους δερματολόγους για αποτελεσματική και απαλή αποτρίχωση, ακόμα και στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος.

Χωρίς ανταλλακτικά, χωρίς επιπλέον έξοδα

Η συσκευή Lumea Philips Essential είναι εφοδιασμένη με μια υψηλής απόδοσης λυχνία που δεν χρειάζεται αντικατάσταση. Αυτή η λυχνία μπορεί να δημιουργήσει πάνω από 100.000 εκπομπές και θα πρέπει να σας παρέχει διαρκή αποτελέσματα για περισσότερα από 5 χρόνια*, ενώ παράλληλα δεν ξοδεύετε χρήματα σε ακριβές λυχνίες αντικατάστασης.

*Βάσει υπολογισμών μέσης χρήσης από ένα άτομο.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία έντονου παλμικού φωτός της Philips



Ανάπτυξη τριχών

Οι ρυθμοί ανάπτυξης τριχών διαφέρουν από άτομο σε άτομο, ανάλογα με την ηλικία, το μεταβολισμό και άλλους παράγοντες. Ωστόσο, η τρίχα αναπτύσσεται συνήθως σε 3 στάδια.

1 Στάδιο ανάπτυξης (αναγενές στάδιο)

Η ανάπτυξη των τριχών γίνεται ενεργά από τη ρίζα. Σε αυτό το στάδιο, η συγκέντρωση μελανίνης είναι η υψηλότερη. Η μελανίνη ευθύνεται για τον χρωματισμό των τριχών. Η συγκέντρωση της μελανίνης είναι επίσης ο καθοριστικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας έντονου παλμικού φωτός. Μόνο οι τρίχες στο στάδιο ανάπτυξης είναι επιρρεπείς στη θεραπεία με το φως.

2 Στάδιο απόπτωσης (καταγενές στάδιο)

Η ανάπτυξη της τρίχας σταματά και η ρίζα συρρικνώνεται πριν η τρίχα πέσει.

3 Στάδιο ηρεμίας (τελογενές στάδιο)

Η παλιά τρίχα αποχωρίζεται από το θύλακά της και πέφτει. Ο θύλακας παραμένει ανενεργός, μέχρι το βιολογικό ρολόι να τον ενεργοποιήσει ξανά για την ανάπτυξη νέας τρίχας.

Αρχή λειτουργίας

- Η συσκευή λειτουργεί θερμαίνοντας την τρίχα και τη ρίζα κάτω από το δέρμα. Η μελανίνη στην τρίχα και τη ρίζα απορροφά τους εκπεμπόμενους παλμούς φωτός. Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα της τρίχας, τόσο περισσότερο φως μπορεί να απορροφηθεί. Η διαδικασία αυτή ωθεί την τρίχα να εισέλθει στο στάδιο ηρεμίας.
- Μεταξύ των συνεδριών οι τρίχες πέφτουν φυσικά και η επανεμφάνιση έχει ανασταλεί. Ενδέχεται να χρειαστούν μία ή δύο εβδομάδες μέχρι να πέσει η τρίχα.

- Για βέλτιστα αποτελέσματα αποτρίχωσης δεν αρκεί μία μόνο συνεδρία, καθώς μόνο οι τρίχες στο στάδιο ανάπτυξης υπόκεινται στη θεραπεία με το φως. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι τρίχες στην περιοχή βρίσκονται συνήθως σε διαφορετικά στάδια του κύκλου ανάπτυξης της τρίχας. Για την αποτελεσματική θεραπεία όλων των τριχών πρέπει να επαναλαμβάνετε τη θεραπεία μία φορά κάθε δύο εβδομάδες για τους πρώτους δύο μήνες.

Το ενσωματωμένο οπτικό φίλτρο εξασφαλίζει ότι η ακτινοβολία UV δεν φτάνει στο δέρμα, ώστε η συσκευή να είναι ασφαλής για την επιδερμίδα.

Γενική περιγραφή (Εικ. 5)

- 1 Λυχνίες επιπέδου έντασης (1 -5)
 - 2 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
 - 3 Λυχνία "ετοιμότητας εκπομπής"
 - 4 Οπές εξαερισμού
 - 5 Υποδοχή συσκευής
 - 6 Κουμπί εκπομπής
 - 7 Ανοίγματα για ηλεκτρονικές επαφές
 - 8 Παράθυρο εξόδου φωτισμού με ενσωματωμένο φίλτρο UV
 - 9 Ηλεκτρονικές επαφές
 - 10 Εξάρτημα σώματος (κατάλληλο για όλες τις περιοχές του σώματος κάτω από το λαιμό)
 - 11 Μεταλλικό πλαίσιο στο εσωτερικό του εξαρτήματος σώματος
 - 12 Ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας
 - 13 Τροφοδοτικό
 - 14 Μικρό βύσμα
 - 15 Θήκη
- Περιλαμβάνεται επίσης: πανί καθαρισμού

Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Το νερό και ο ηλεκτρισμός αποτελούν επικίνδυνο συνδυασμό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον (π.χ. κοντά σε γεμάτη μπανιέρα, σε ντουζιέρα που βρίσκεται σε χρήση ή σε γεμάτη πισίνα).
- Διατηρείτε τη συσκευή και τον μετασχηματιστή στεγνά.
- Εάν η συσκευή έχει χαλάσει, μην αγγίζετε κανένα εσωτερικό μέρος για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην εισάγετε κανενός είδους αντικείμενο μέσα στη συσκευή.

Προειδοποίηση

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές, εκτός και αν την χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι έφηβοι ηλικίας από 15 έως 18 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή με τη συγκατάθεση ή/και τη βοήθεια των γονέων τους ή των ατόμων που έχουν τη γονική μέριμνά τους. Οι ενήλικες από 19 ετών και άνω μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή ελεύθερα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή που παρέχεται.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή το μετασχηματιστή εάν έχουν υποστεί βλάβη.
- Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή για να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτό προκαλεί επικίνδυνες καταστάσεις.
- Εάν το τροφοδοτικό υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή κινδύνου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το γυαλί του παραθύρου εξόδου φωτός έχει υποστεί βλάβη.

Προς αποφυγή βλαβών

- Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τη ροή του αέρα μέσα από τις οπές εξαερισμού.
- Μην υποβάλλετε ποτέ τη συσκευή σε έντονα τραντάγματα και μην την κουνάτε ή τη ρίχνετε κάτω.
- Εάν μεταφέρετε τη συσκευή από ένα πολύ κρύο περιβάλλον σε ένα πολύ ζεστό ή αντίστροφα, περιμένετε περίπου 3 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή στην παρεχόμενη θήκη, έτσι ώστε να μην μαζεύει σκόνη.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Για να αποφύγετε τυχόν βλάβες, μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε ακτινοβολία UV για αρκετές ώρες.
- Μην εκπέμπετε φως σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια εκτός από το δέρμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο εξάρτημα σώματος ή/και στο παράθυρο εξόδου φωτός. Εκπέμπετε φως μόνο όταν η συσκευή βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα.

Προσοχή

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή γύρω από τα μάτια και κοντά στα φρύδια, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα μάτια.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε ρυθμίσεις κατάλληλες για τον τύπο του δέρματός σας (δείτε τον πίνακα στην ενότητα "Συνιστώμενες εντάσεις φωτός" στο κεφάλαιο "Προετοιμασία για χρήση"). Χρήση σε υψηλότερες ρυθμίσεις από εκείνες που συνιστώνται μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο δερματικού ερεθισμού και παρενεργιών.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για αφαίρεση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας στις περιοχές του ανθρώπινου σώματος κάτω από το λαιμό. Μην τη χρησιμοποιείτε για κανέναν άλλο σκοπό.
- Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα στην περιοχή που θα εφαρμοστεί η θεραπεία είναι καθαρό, στεγνό και δεν είναι καλυμμένο με κρέμες, λοσιόν και άλλα καλλυντικά. Αν το δέρμα δεν είναι καθαρό και στεγνό, το ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας μπορεί να μην λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο και η συσκευή ενδέχεται να μην απελευθερώσει εκπομπή φωτός ή να εκπέμψει φως κατά λάθος.

Λάβετε υπόψη τα εξής, ώστε να αποφύγετε τη μείωση της διάρκειας ζωής της συσκευής Philips Lumea Essential:

- Μην εκθέτετε την συσκευή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος χαμηλότερες από 15°C ή υψηλότερες από 35°C κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ενσωματωμένη προστασία από την υπερθέρμανση. Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, δεν εκπέμπει φως. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αλλά αφήστε την να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά πριν συνεχίσετε την αποτρίχωση. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Στη συνέχεια, αφήστε τη να κρυώσει για 10 λεπτά επιπλέον.
- Παραδίδετε πάντα τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips για έλεγχο ή επισκευή. Επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να αποβεί άκρως επικίνδυνη για τον χρήστη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην ενότητα “Αντενδείξεις” ισχύουν για εσάς.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Αντενδείξεις

Για ποιους ΔΕΝ ενδείκνυται το Philips Lumea Essential;

Το Philips Lumea Essential δεν έχει σχεδιαστεί για όλους. Εάν κάτι από τα ακόλουθα ισχύει στην περίπτωση σας, τότε η συσκευή αυτή **δεν** ενδείκνυται για εσάς!

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είστε έγκυος ή θηλάζετε.

Η συσκευή Lumea Philips Essential δεν έχει δοκιμαστεί σε εγκύους, συνεπώς, σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είστε έγκυος ή θηλάζετε. Οι ορμονικές μεταβολές μπορεί να αυξήσουν την ευαισθησία του δέρματός σας, καθώς και τον κίνδυνο τραυματισμού στο δέρμα.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν έχετε ακατάλληλο δέρμα ή/και χρώμα τριχών, δηλαδή:

- Εάν έχετε τύπο δέρματος V (καίγεστε σπάνια από τον ήλιο, επιτυγχάνετε πολύ σκούρο μαύρισμα και το χρώμα του δέρματός σας είναι σκούρο καστανό) ή εάν έχετε τύπο δέρματος VI (καίγεστε σπάνια ή ποτέ από τον ήλιο και επιτυγχάνετε πολύ σκούρο μαύρισμα, το χρώμα του δέρματός σας είναι καστανόμαυρο ή πιο σκούρο). Σε αυτήν την περίπτωση, διατρέχετε υψηλό κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος, όπως αποχρωματισμό, έντονη ερυθρότητα ή εγκαύματα, κατά τη χρήση της συσκευής Philips Lumea Essential. Δείτε επίσης το κεφάλαιο “Χρήση της συσκευής”, ενότητα “Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος” και συμβουλευτείτε τον πίνακα “Συνιστώμενες εντάσεις φωτός” στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
- Εάν το φυσικό χρώμα των τριχών σας στις περιοχές που θα αποτριχωθούν είναι ανοικτό ξανθό, λευκό, γκριζό ή κόκκινο, η θεραπεία δεν θα είναι αποτελεσματική.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν πάσχετε από οποιαδήποτε από τις ασθένειες που αναφέρονται παρακάτω, δηλαδή:

- Εάν πάσχετε από κάποια δερματική ασθένεια, όπως καρκίνο του δέρματος, έχετε ιστορικό καρκίνου του δέρματος ή άλλου εντοπισμένου καρκίνου στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η αποτρίχωση.
- Εάν έχετε προκαρκινικές κακώσεις ή πολλές άτυπες κρεατοελιές στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η αποτρίχωση.
- Εάν έχετε ιστορικό διαταραχής κολλαγόνου, συμπεριλαμβανομένου ιστορικού σχηματισμού χηλοειδών ουλών ή ιστορικού αργής επούλωσης πληγών.
- Εάν έχετε ιστορικό αγγειακής διαταραχής, όπως παρουσία κίρσων φλεβών ή αγγειακή εκστασία στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η αποτρίχωση.
- Εάν το δέρμα σας είναι ευαίσθητο στο φως και αναπτύσσει εύκολα εξανθήματα ή αλλεργικές αντιδράσεις.
- Εάν πάσχετε από μολύνσεις, έκζεμα, εγκαύματα, φλεγμονές στους θύλακες των τριχών, ανοιχτές πληγές, αμυχές, απλό έρπητα, πληγές ή κακώσεις και αιματώματα στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η αποτρίχωση.
- Εάν έχετε χειρουργηθεί στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η αποτρίχωση.
- Εάν πάσχετε από επιληψία με φωτοευαισθησία.
- Εάν πάσχετε από διαβήτη, ερυθματώδη λύκο, πορφυρία ή καρδιακή συμφόρηση.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε αιμορραγική διαταραχή.
- Εάν έχετε ιστορικό ανοσοκατασταλτικής ασθένειας (συμπεριλαμβανομένης μόλυνσης από τον ιό HIV ή AIDS).

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν λαμβάνετε οποιοδήποτε από τα φάρμακα που αναφέρονται παρακάτω, δηλαδή:

- Εάν στο δέρμα σας εφαρμόζεται τώρα ή έχει εφαρμοστεί πρόσφατα αγωγή με άλφα-υδροξυοξέα (AHA), βήτα-υδροξυοξέα (BHA), τοπική εφαρμογή ισοτρετινοΐνης και αζελαϊκού οξέος.
- Εάν έχει προηγηθεί οποιασδήποτε μορφής πρόσληψη ισοτρετινοΐνης, όπως Accutane® ή Roaccutane® μέσα στους τελευταίους έξι μήνες. Αυτή η αγωγή ενδέχεται να αυξήσει την ευαισθησία του δέρματος σε τομές, πληγές και ερεθισμούς.
- Εάν προσλαμβάνετε παυσίπονα που μειώνουν την ευαισθησία του δέρματος στη θερμότητα.
- Εάν προσλαμβάνετε παράγοντες ή φάρμακα φωτοευαισθησίας, ελέγξτε το ένθετο της συσκευασίας της φαρμακευτικής αγωγής σας και μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή, εάν αναγράφεται ότι υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης φωτοαλλεργικών αντιδράσεων, φωτοτοξικών αντιδράσεων ή εάν πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια λήψης αυτού του φαρμάκου.
- Εάν προσλαμβάνετε αντιθρομβωτικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της έντονης χρήσης ασπιρίνης, με τρόπο που δεν επιτρέπει τη διακοπή χρήσης της ουσίας τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από κάθε αποτρίχωση με συσκευή Lumea.
- Εάν ακολουθείτε ανοσοκατασταλτική αγωγή.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή στις ακόλουθες περιοχές:

- Στο πρόσωπο.
- Στις θηλές, στα μικρά χείλη του αιδοίου, στον κόλπο, στον πρωκτό και το εσωτερικό των ρουθουνιών και των αυτιών. Δείτε το κεφάλαιο "Χρήση της συσκευής", ενότητα "Χρήση της συσκευής στην περιοχή του μπικίνι".
- Οι άνδρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή στο όσχεο ή το πρόσωπο.
- Πάνω ή κοντά σε οτιδήποτε τεχνητό, όπως εμφυτεύματα σιλικόνης, βηματοδότες, υποδόρια σημεία χορήγησης με ένεση (διανεμητής ινσουλίνης) ή τρύπες για σκουλαρίκια.
- Σε σπίλους, φακίδες, μεγάλες φλέβες, πιο σκουρόχρωμες περιοχές, ουλές ή άλλες δερματικές ανωμαλίες χωρίς τη συμβουλή γιατρού. Υπάρχει ενδεχόμενο εγκαύματος και αποχρωματισμού του δέρματος, το οποίο μπορεί να δυσκολέψει τον εντοπισμό δερματολογικών νόσων (π.χ. καρκίνου του δέρματος).
- Σε κρεατοελιές, τατουάζ ή μόνιμο μίκ-απ. Ενδέχεται να προκληθεί έγκαυμα και αποχρωματισμός του δέρματος (υποχρωματισμός ή υπέρχρωση δέρματος).
- Σε περιοχές όπου χρησιμοποιείτε αποσμητικά μεγάλης διάρκειας. Ενδέχεται να προκληθούν ερεθισμοί του δέρματος. Δείτε το κεφάλαιο "Χρήση της συσκευής", ενότητα "Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος".



Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε δέρμα καμένο από τον ήλιο, με πρόσφατο (τελευταίες 2 εβδομάδες) ή τεχνητό μαύρισμα.

- Όλοι οι τύποι μαυρίσματος μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια της αποτρίχωσης. Αυτό ισχύει για την έκθεση τόσο στη φυσική ηλιακή ακτινοβολία όσο και στις τεχνητές μεθόδους μαυρίσματος όπως τις κρέμες μαυρίσματος, τις συσκευές κλπ. Εάν έχετε μαυρίσει ή σχεδιάζετε να μαυρίσετε, δείτε το κεφάλαιο "Προετοιμασία για χρήση", ενότητα "Συμβουλές μαυρίσματος".

Σημείωση: Αυτή η λίστα δεν είναι πλήρης. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Προετοιμασία για χρήση


Για βέλτιστα αποτελέσματα, προετοιμάστε τις περιοχές στις οποίες θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνέχεια.

Προετοιμασία περιοχών προς αποτρίχωση

- 1 Ξυρίστε τις περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστεί η αποτρίχωση, εφόσον υπάρχει επανεμφάνιση τριχοφυΐας στις περιοχές αυτές.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε κρέμες αποτρίχωσης, αντί του ξυρίσματος.

Σημείωση: Αν η τελευταία μέθοδος αποτρίχωσης που χρησιμοποιήσατε ήταν η αφαίρεση των τριχών από τη ρίζα (π.χ. αποτρίχωση με ηλεκτρική συσκευή), μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως. Σε αυτή την περίπτωση, σας συνιστούμε να ξυριστείτε ανάμεσα στις αποτρίχώσεις για βέλτιστα αποτελέσματα.



Σημειώστε ότι η αποτρίχωση σε αξύριστες ή ελλιπώς ξυρισμένες περιοχές επιφέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα:

- Το παράθυρο εξόδου φωτός και το εξάρτημα σώματος μπορεί να μολυνθούν με μεμονωμένες τρίχες και βρομιά. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής και η αποτελεσματικότητα της συσκευής. Η μόλυνση του παραθύρου εξόδου φωτός ενδέχεται να κάνει τη θεραπεία επίπονη ή να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό, όπως ερυθρότητα και αποχρωματισμό.
- Οι τρίχες του δέρματός σας ενδέχεται να καούν με αποτέλεσμα, να προκληθεί μια δυσάρεστη οσμή.

2 Καθαρίστε το δέρμα σας και βεβαιωθείτε ότι είναι απαλλαγμένο από τρίχες, τελείως στεγνό και καθαρό από λιπαρές ουσίες (π.χ. υπολείμματα αποσμητικών, λοσιόν, αρωμάτων, κρεμών μαυρίσματος και αντηλιακών).

3 Ελέγξτε τη συσκευή, ειδικά το παράθυρο εξόδου φωτός και το εξάρτημα ασφαλείας για τυχόν παγιδευμένες τρίχες, σκόνη και ίνες. Εάν παρατηρήσετε ακαθαρσίες, καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”.

Αν το ξύρισμα σας προκαλεί πληγές ή τραυματισμούς, το δέρμα σας ενδέχεται να είναι πιο ευαίσθητο στη θεραπεία IPL από το δέρμα άλλων ατόμων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αίσθημα δυσφορίας από την τεχνολογία IPL ή να οδηγήσει σε άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες. Σας συνιστούμε να περιμένετε έως ότου εξαλειφθεί ο ερεθισμός.

4 Μόλις σταματήσει η επανεμφάνιση των τριχών, συνήθως μετά από 4-5 συνεδρίες, δεν θα χρειάζεται να ξυρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Ένταση φωτός

Σε αντίθεση με επαγγελματικές συσκευές με βάση το φως, η συσκευή Lumea Philips Essential έχει αναπτυχθεί για ιδιωτική χρήση και οι παλμοί του φωτός της είναι πιο ήπιοι. Συνεπώς, μπορείτε να αναμένετε μια **βολική** και **αποτελεσματική** θεραπεία σε ένα επίπεδο έντασης φωτός το οποίο είναι άνετο για εσάς.

Η συσκευή Lumea Philips Essential παρέχει πέντε διαφορετικά επίπεδα έντασης φωτός. Ρυθμίστε την ένταση του φωτός στο χρώμα του δέρματος και των τριχών σας και σε ένα επίπεδο που είναι άνετο για εσάς.

Ο παρακάτω πίνακας με τις συνιστώμενες εντάσεις φωτός σας βοηθάει να καθορίσετε τη σωστή ένταση φωτός.

1 Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να καθορίσετε τις εντάσεις φωτός που είναι κατάλληλες για το χρώμα του δέρματος και των τριχών σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να τοποθετήσετε τον πίνακα από τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης στο δέρμα σας και να τον συγκρίνετε με το χρώμα του δέρματός σας.

Συμβουλή: Σας συμβουλεύουμε να αποθηκεύσετε τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης στη θήκη, για μελλοντική αναφορά.

2 Μειώστε το επίπεδο έντασης φωτός, σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πόνο ή ενόχληση.

Τα άτομα με πιο σκούρο δέρμα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος, καθώς το δέρμα τους απορροφά περισσότερη φως. Συνεπώς, χαμηλότερα επίπεδα έντασης συνιστώνται σε άτομα με πιο σκούρο δέρμα.

Ο παλμός φωτός μπορεί να προκαλεί ένα αίσθημα θερμότητας στο δέρμα σας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι επίπονος. Οι διαφορετικές περιοχές του σώματος ενδέχεται να απαιτούν διαφορετικά επίπεδα έντασης φωτός. Δείτε τον παρακάτω πίνακα. Για να εμποδίσετε τυχόν δερματικές αντιδράσεις, δείτε το κεφάλαιο “Χρήση της συσκευής”, ενότητα “Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος”.

Συνιστώμενα επίπεδα έντασης φωτός (1-5)

Στον παρακάτω πίνακα, το σύμβολο “x” υποδηλώνει ότι η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εσάς.

Σημείωση: Το χρώμα του δέρματός σας ενδέχεται να αλλάξει, για παράδειγμα επειδή το δέρμα έχει εκτεθεί σε μαύρισμα. Στη συνέχεια, ενδέχεται να είναι πιο σκούρο από ό,τι κατά την προηγούμενη συνεδρία. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ελέγξετε τη ρύθμιση που θα χρησιμοποιήσετε πριν από κάθε συνεδρία και ανά περιοχή. Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να είναι πιο σκουρές από άλλες.

Χρώμα τριχών σώματος:

Σκούρο ξανθό/ανοιχτό
καστανό/καστανό/
σκούρο καστανό/μαύρο

Λευκό/γκρι/κόκκινο/
ανοικτό ξανθό

Χρώμα και χαρακτηριστικά δέρματος:

Λευκό (καίγεται πάντα, δεν μαυρίζει)

4/5

x

Μπεζ (καίγεται εύκολα, μαυρίζει ελάχιστα)

4/5

x

Ελαφρώς καστανό (καίγεται μερικές φορές, μαυρίζει αρκετά)

4/5

x

Μέτριο καστανό (καίγεται σπάνια, μαυρίζει γρήγορα και πολύ)

1/2/3

x

Σκούρο καστανό (καίγεται σπάνια, μαυρίζει πάρα πολύ)

x

x

Καστανόμαυρο και πιο σκούρο (καίγεται σπάνια έως ποτέ, μαυρίζει πάρα πολύ)

x

x

Σημαντικό

Για να ελέγξετε αν η συσκευή Philips Lumea Essential ενδείκνυται για εσάς, δείτε την ενότητα “Για ποιους δεν ενδείκνυται το Philips Lumea Essential”;

Συμβουλές μαυρίσματος



- **Μην κάνετε ηλιοθεραπεία κατά την τακτική χρήση του Philips Lumea Essential (κάθε δύο εβδομάδες).**

Η ηλιοθεραπεία ενδέχεται να σκουρύνει το χρώμα του δέρματος (μαύρισμα) ή/και να προκαλέσει έγκαυμα (ερυθρότητα δέρματος). Η χρήση της συσκευής Philips Lumea Essential σε σκούρο (μαυρισμένο) ή/και καμένο από τον ήλιο δέρμα αυξάνει τον κίνδυνο παρενεργειών και ερεθισμών του δέρματος. Δείτε το κεφάλαιο "Χρήση της συσκευής", ενότητα "Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος".

- **Έκθεση στον ήλιο πριν από τη θεραπεία: Περιμένετε 2 εβδομάδες και πραγματοποιήστε μια δοκιμή δέρματος.**

Περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από ηλιοθεραπεία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Πραγματοποιήστε μια δοκιμή δέρματος (δείτε το κεφάλαιο "Χρήση της συσκευής", ενότητα "Πρώτη χρήση και δοκιμή δέρματος") στην περιοχή που θα εφαρμοστεί η θεραπεία, για να ορίσετε το κατάλληλο επίπεδο έντασης φωτός. Σε αντίθετη περίπτωση, αυξάνεται ο κίνδυνος ερεθισμών του δέρματος μετά από τη θεραπεία με τη συσκευή Philips Lumea Essential.

- **Έκθεση στον ήλιο μετά από τη θεραπεία: Περιμένετε 48 ώρες πριν κάνετε ηλιοθεραπεία μετά από τη θεραπεία με τη συσκευή Philips Lumea Essential.**

Περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες μετά από την αποτρίχωση, προτού εκθέσετε στον ήλιο τις περιοχές στις οποίες έχει εφαρμοστεί. Ακόμη και μετά από 48 ώρες, βεβαιωθείτε ότι το δέρμα που έχει υποβληθεί σε αποτρίχωση δεν παρουσιάζει ανεπιθύμητες αντιδράσεις στη θεραπεία, προτού το εκθέσετε στον ήλιο. Καλύπτετε τις περιοχές στις οποίες έχει εφαρμοστεί η θεραπεία, όποτε τις εκθέτετε στον ήλιο ή χρησιμοποιείτε ανηλιακή προστασία (SPF 30+) κατά τις δύο εβδομάδες μετά την αποτρίχωση. Η έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία, των περιοχών που αποτριχώθηκαν, αμέσως μετά την αποτρίχωση, αυξάνει τον κίνδυνο παρενεργειών και ερεθισμών του δέρματος. Δείτε το κεφάλαιο "Χρήση της συσκευής", ενότητα "Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος".

- **Μαύρισμα με τεχνητό φως**

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Έκθεση στον ήλιο πριν από την αποτρίχωση και Έκθεση στον ήλιο μετά από την αποτρίχωση παραπάνω.

- **Μαύρισμα με κρέμες**

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει κρέμα τεχνητού μαυρίσματος, περιμένετε έως ότου εξαφανιστεί πλήρως το τεχνητό μαύρισμα, προτού χρησιμοποιήσετε το Philips Lumea Essential.

Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους ανεπιθύμητους ερεθισμούς του δέρματος, δείτε το κεφάλαιο 'Χρήση της συσκευής', ενότητα 'Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος'.

Χρήση της συσκευής

Ελέγξτε τον πίνακα με τις συνιστώμενες εντάσεις φωτός στο κεφάλαιο "Προετοιμασία για χρήση", ενότητα "Επίπεδο έντασης φωτός" για να καθορίσετε τις εντάσεις φωτός που είναι πιο κατάλληλες για τον τύπο του δέρματός σας και το χρώμα των τριχών σας.

Ξυρίστε την περιοχή στην οποία προτίθεστε να εφαρμόσετε τη θεραπεία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή (δείτε το κεφάλαιο “Προετοιμασία για χρήση”, ενότητα “Προετοιμασία περιοχών θεραπείας”).

Εάν η αποτρίχωση γίνει επίπονη οποιαδήποτε στιγμή, μειώστε τη ρύθμιση έντασης φωτός, έως ότου γίνει ξανά άνετη. Εάν παρατηρήσετε δερματικό ερεθισμό ισχυρότερο από μια απλή ερυθρότητα, διακόψτε αμέσως την αποτρίχωση και διαβάστε την ενότητα “Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος” σε αυτό το κεφάλαιο.

Πρώτη χρήση και δοκιμή δέρματος

Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά ή μετά από πρόσφατο μαύρισμα, σας συνιστούμε να προβείτε στη διεξαγωγή μιας δοκιμής δέρματος σε **κάθε** περιοχή την οποία θα αποτριχώσετε, προκειμένου να ελέγξετε την αντίδραση του δέρματος σας στην αποτρίχωση και να εξοικειωθείτε με τη μέθοδο που βασίζεται στο φως.

- 1 Επιλέξτε ένα σημείο κοντά στην περιοχή που θέλετε να αποτριχώσετε.
- 2 Συνδέστε το μικρό βύσμα στη συσκευή και το μετασχηματιστή στην πρίζα.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα σώματος είναι τοποθετημένο σωστά στη συσκευή.

- 3 Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.





▶ Ανάβει η λυχνία έντασης 1.


Σημείωση: Η συσκευή πάντα επιλέγει αυτόματα τη χαμηλότερη ρύθμιση έντασης φωτός. Δείτε την ενότητα “Επίπεδο έντασης φωτός” στο κεφάλαιο “Προετοιμασία για χρήση”, για να ορίσετε το κατάλληλο επίπεδο έντασης φωτός.

- 4 Για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση έντασης φωτός, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μία ή περισσότερες φορές μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή ρύθμιση. Η αντίστοιχη λυχνία έντασης ανάβει.


- 5 Τοποθετήστε τη συσκευή σε γωνία 90° στο δέρμα σας, έτσι ώστε το εξάρτημα σώματος να βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα.

Συμβουλή: Για ευκολότερη χρήση, τεντώστε το δέρμα της περιοχής που θέλετε να αποτριχώσετε.





- ▶ Η λυχνία “ετοιμότητας εκπομπής” στο πίσω μέρος της συσκευής αρχίζει να αναβοσβήνει για να δείξει ότι η συσκευή προετοιμάζεται για μια εκπομπή φωτός.
- ▶ Όταν η συσκευή είναι έτοιμη για μια εκπομπή φωτός, η λυχνία “ετοιμότητας εκπομπής” ανάβει συνεχόμενα με πράσινο χρώμα.



- 6** Πιέστε το κουμπί εκπομπής για να απελευθερώσετε μια εκπομπή.

Σημείωση: Το ορατό φως που παράγεται από τη συσκευή είναι η αντανάκλαση της εκπομπής στο δέρμα και είναι ακίνδυνο για τα μάτια σας. Δεν είναι απαραίτητο να φοράτε γυαλιά κατά τη διάρκεια της χρήσης. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτιο **με καλό φωτισμό**. Αυτό μειώνει την αντιληπτή φωτεινότητα της εκπομπής.

- 7** Αφήστε το κουμπί εκπομπής μόλις η συσκευή απελευθερώσει μια εκπομπή φωτός.

- 8** Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω στο δέρμα στην επόμενη περιοχή στην οποία θα εφαρμόσετε τη θεραπεία. Όσο αισθάνεστε άνετα (δεν αισθάνεστε πόνο), αυξήστε τη ρύθμιση κατά ένα επίπεδο μέσα στο συνιστώμενο εύρος για τον τύπο του δέρματός σας και απελευθερώστε μία εκπομπή φωτός για κάθε ρύθμιση. Μην εφαρμόζετε περισσότερες από μία εκπομπές στο ίδιο σημείο.

- 9** Όταν ολοκληρώσετε τη θεραπεία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- 10** Μετά από τη δοκιμή δέρματος, περιμένετε 24 ώρες και ελέγξτε το δέρμα σας για τυχόν ερεθισμούς. Εάν το δέρμα σας παρουσιάζει ερεθισμό, επιλέξτε για την επόμενη χρήση την υψηλότερη ρύθμιση που δεν προκάλεσε κανένα δερματικό ερεθισμό.

Επόμενη χρήση

- 1** Πριν από κάθε θεραπεία, καθαρίζετε το εξάρτημα σώματος, το παράθυρο εξόδου φωτός και το μεταλλικό πλαίσιο στο εσωτερικό του εξαρτήματος σώματος. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”.
- 2** Ξεκινήστε κάθε θεραπεία επιλέγοντας το επίπεδο έντασης φωτός πολύ προσεκτικά, ανάλογα με την ευαισθησία του δέρματός σας και το πόσο άνετα αισθάνεστε κατά τη θεραπεία. Ανατρέξτε στην ενότητα “Συνιστώμενες εντάσεις φωτός” για να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση για τον συνδυασμό του τύπου του δέρματός σας και του χρώματος της τρίχας.

Σημείωση: Το δέρμα σας ενδέχεται να αντιδράσει διαφορετικά σε διαφορετικές ημέρες/περιστάσεις για διάφορους λόγους. Δείτε την ενότητα “Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος” σε αυτό το κεφάλαιο για περισσότερες πληροφορίες.


- 3** Ακολουθήστε τα βήματα 2-6 της προηγούμενης ενότητας (“Πριν από την πρώτη χρήση και τη δοκιμή δέρματος”).

Σημείωση: Είναι φυσιολογικό η συσκευή και το εξάρτημα σώματος να θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης.

- 4** Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω στο δέρμα στην επόμενη περιοχή στην οποία θα εφαρμόσετε τη θεραπεία και επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 6 της ενότητας “Πρώτη χρήση και δοκιμή δέρματος” σε αυτό το κεφάλαιο. Μετά από κάθε εκπομπή, θα χρειαστούν έως και 3,5 δευτερόλεπτα μέχρι η συσκευή να είναι έτοιμη να εκπέμψει ξανά. Η λυχνία “ετοιμότητας εκπομπής” στο πίσω μέρος της συσκευής αρχίζει να αναβοσβήνει για να υποδηλώσει ότι η συσκευή φορτίζεται. Περιμένετε μέχρι η λυχνία να ανάβει σταθερά πριν συνεχίσετε.

Συμβουλή για το SC1992: Το SC 1992 διαθέτει λειτουργία “εφαρμογής και εκπομπής φωτός”: για πιο αποτελεσματική θεραπεία, κρατήστε το κουμπί εκπομπής πατημένο ενώ σύρετε τη συσκευή πάνω στο δέρμα σας.

Μην κάνετε αποτρίχωση στην ίδια ακριβώς περιοχή πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας. Αυτό δεν βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο δερματικών ερεθισμών.



- 5** Για να μην αφήσετε περιοχές στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί η θεραπεία, να βεβαιώνετε ότι οι εκπομπές παράγονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Να θυμάστε ότι αποτελεσματικό φως εκπέμπεται μόνο από το παράθυρο εξόδου φωτός. Ωστόσο, φροντίστε να μην εκπέμπετε ποτέ φως δύο φορές στην ίδια περιοχή.
- 6** Όταν ολοκληρώσετε τη θεραπεία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 7** Ελέγξτε αν υπάρχουν τρίχες και ακαθαρσίες στο παράθυρο εξόδου φωτός και το εξάρτημα σώματος και καθαρίστε τη συσκευή μετά τη χρήση (ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”).

Συμβουλές

Πώς να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα

- Είναι φυσιολογική η επανεμφάνιση τριχών μετά από τις πρώτες συνεδρίες (δείτε το κεφάλαιο “Εισαγωγή”, ενότητα “Αρχή λειτουργίας” για περισσότερες πληροφορίες).
- Για επιτυχή αποτρίχωση και αποτροπή της επανενεργοποίησης του θύλακα της τρίχας, οι θεραπείες πρέπει να επαναλαμβάνονται μία φορά κάθε δύο εβδομάδες για τους πρώτους δύο μήνες. Το δέρμα σας θα είναι απαλό και απαλλαγμένο από τρίχες έως τότε. Διαβάστε την ενότητα “Στάδιο συντήρησης” για να μάθετε πώς μπορείτε να διατηρήσετε αυτά τα αποτελέσματα.

Στάδιο συντήρησης

- Για να βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας παραμένει απαλό και απαλλαγμένο από τρίχες, σας συνιστούμε να επαναλαμβάνετε τη θεραπεία κάθε τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των θεραπειών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το ρυθμό επανεμφάνισης της τριχοφυΐας και επίσης σε διάφορες περιοχές του σώματος. Εάν παρατηρήσετε ότι επανεμφανίζονται πολλές τρίχες μεταξύ των θεραπειών, απλά μειώστε πάλι το χρονικό διάστημα μεταξύ των θεραπειών, αλλά μην κάνετε αποτρίχωση σε καμία περιοχή συχνότερα από μία φορά ανά δύο εβδομάδες. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή πιο συχνά απ' ό,τι συνιστάται, δεν αυξάνετε την αποτελεσματικότητα αλλά μπορείτε να αυξήσετε τον κίνδυνο δερματικών ερεθισμών.

Οδηγίες για την αποτρίχωση

Μέσος χρόνος συνεδρίας

Περιοχή	Χρόνος συνεδρίας κατά προσέγγιση
Μασχάλες	1 λεπτό για κάθε μασχάλη
Γραμμή μπικίνι	1 λεπτό για κάθε πλευρά
Ολόκληρη την περιοχή μπικίνι	4 λεπτά
Μία γάμπα	8 λεπτά
Ένα ολόκληρο πόδι	14 λεπτά

Σημείωση: Ο προαναφερόμενοι κατά προσέγγιση χρόνοι συνεδρίας έχουν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια ερευνών και δοκιμών. Οι ατομικοί χρόνοι συνεδρίας ενδέχεται να ποικίλουν από άτομο σε άτομο.

Περιοχές που θα αποτριχώσετε


Αυτή η συσκευή προορίζεται για τη θεραπεία της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας από τις μασχάλες, τα χέρια, το στομάχι, την περιοχή του μπικίνι και τα πόδια. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο πρόσωπο.

Χρήση της συσκευής στα πόδια

Ελέγξτε τον πίνακα με τις συνιστώμενες εντάσεις φωτός στο κεφάλαιο “Προετοιμασία για χρήση”, ενότητα “Επίπεδο έντασης φωτός” για να δείτε τις ρυθμίσεις που είναι πιο κατάλληλες για τα πόδια σας.

- Μπορείτε να μετακινήσετε τη συσκευή προς τα επάνω και προς τα κάτω ή κατά πλάτος του ποδιού, όποιο από τα δύο είναι πιο βολικό για εσάς. Προκειμένου να διατηρήσετε την πλήρη επαφή με το δέρμα σας μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε και να κρατήσετε τη συσκευή στο δέρμα σας πλαγίως.

Σημείωση: Οστεώδεις περιοχές όπως η κνήμη και οι αστράγαλοι είναι πιο ευαίσθητες από ότι άλλες περιοχές του σώματος. Όταν πιέζετε το εξάρτημα σώματος δυνατά σε αυτές τις περιοχές, ενδέχεται να αυξηθεί η ευαισθησία του δέρματος σε ερεθισμό και ερυθρότητα. Δείτε την ενότητα “Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος” σε αυτό το κεφάλαιο. Πιέστε το εξάρτημα σώματος στο δέρμα τόσο όσο χρειάζεται για να ανάψει η λυχνία “ετοιμότητας εκπομπής”, αλλά όχι πιο δυνατά.



Χρήση της συσκευής στην περιοχή του μπικίνι


Ελέγξτε τον πίνακα με τις συνιστώμενες εντάσεις φωτός στο κεφάλαιο “Προετοιμασία για χρήση”, ενότητα “Επίπεδο έντασης φωτός” για να δείτε τις ρυθμίσεις που είναι πιο κατάλληλες για την περιοχή του μπικίνι.

Κατ’ αρχήν, η συσκευή Lumea Philips Essential είναι αρκετά ασφαλής και ήπια για τη θεραπεία ολόκληρης της περιοχής του μπικίνι (π. χ. για “brazilian” ή “Hollywood” στυλ). Χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη ρύθμιση σε πιο σκουρόχρωμο, πιο ευαίσθητο δέρμα στην περιοχή του μπικίνι. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στα εσωτερικά χείλη του αιδoίου, τον κόλπο και τον πρωκτό. Οι άντρες που θέλουν να κάνουν αποτρίχωση στην ηβική περιοχή δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή στο όσχεο.

Σημείωση: Για λόγους υγιεινής, να καθαρίζετε πάντα το εξάρτημα σώματος πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία σε κάποια άλλη περιοχή του σώματος (δείτε το κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”).

Χρήση της συσκευής στις μασχάλες

Ελέγξτε τον πίνακα με τις συνιστώμενες εντάσεις φωτός στο κεφάλαιο “Προετοιμασία για χρήση”, ενότητα “Επίπεδο έντασης φωτός” για να δείτε τις ρυθμίσεις που είναι πιο κατάλληλες για τις μασχάλες σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τυχόν αποσμητικό, άρωμα, κρέμα ή άλλο προϊόν φροντίδας δέρματος από τις μασχάλες σας πριν από τη θεραπεία.



Συμβουλή: Για να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα στις μασχάλες σας, σταθείτε μπροστά από έναν καθρέφτη για να έχετε καλή θέα της περιοχής την οποία θα αποτρίχώσετε και της λυχνίας “ετοιμότητας εκπομπής”. Σηκώστε το χέρι σας και τοποθετήστε την παλάμη σας στο πίσω μέρος του λαιμού σας για να τεντώσετε το δέρμα στην περιοχή της μασχάλης.

Σημείωση: Το φως που ανακλάται δεν βλέπεται τα μάτια σας. Εάν το διάχυτο φως είναι δυσάρεστο, κλείστε τα μάτια σας όταν κάνετε μια εκπομπή φωτός.

Πιθανές παρενέργειες και ερεθισμοί δέρματος

Συνήθεις δερματικές αντιδράσεις:

- Το δέρμα σας μπορεί να εμφανίσει ελαφριά ερυθρότητα ή/και κνησμό, πούξιμο ή αύξηση θερμοκρασίας. Αυτή η αντίδραση είναι απολύτως ακίνδυνη και υποχωρεί γρήγορα.
- Μια αντίδραση του δέρματος παρόμοια με έγκαυμα από τον ήλιο ενδέχεται να παρουσιαστεί στην περιοχή που αποτρίχώθηκε για μικρό χρονικό διάστημα. Εάν δεν υποχωρήσει εντός 3 ημερών, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε γιατρό.
- Ενδέχεται να παρουσιαστεί ξηροδερμία και κνησμός λόγω του ξυρίσματος ή του συνδυασμού ξυρίσματος και αποτρίχωσης με φως. Αυτό είναι ακίνδυνο και εξαφανίζεται σε λίγες ημέρες. Μπορείτε να δροσίσετε την περιοχή με παγοκύστη ή μια υγρή πετσέτα προσώπου. Εάν η ξηρότητα επιμένει, μπορείτε να επαλείψετε με μια ενυδατική λοσιόν χωρίς άρωμα την περιοχή που αποτρίχώθηκε, 24 ώρες μετά την αποτρίχωση.

Σπάνιες παρενέργειες:

- Εγκαύματα, υπερβολική ερυθρότητα και πρήξιμο: αυτές οι αντιδράσεις παρουσιάζονται σπάνια και, συνήθως, είναι αποτέλεσμα της χρήσης ενός επιπέδου έντασης φωτός το οποίο είναι πολύ υψηλό για το χρώμα του δέρματός σας. Εάν αυτές οι αντιδράσεις δεν εξαφανιστούν εντός 3 ημερών, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε γιατρό. Περιμένετε μέχρι το δέρμα σας να θεραπευτεί πλήρως για την επόμενη συνεδρία και φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα χαμηλότερο επίπεδο έντασης φωτός.
- Αποχρωματισμός δέρματος: αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται με τη μορφή πανάδων που είναι πιο σκουρόχρωμες ή πιο ανοιχτόχρωμες σε σύγκριση με την περιβάλλουσα περιοχή. Είναι αποτέλεσμα της χρήσης ενός επιπέδου έντασης φωτός το οποίο είναι πολύ υψηλό για το χρώμα του δέρματός σας. Σε σπάνιες περιπτώσεις (συνήθως ως αποτέλεσμα της χρήσης πολύ υψηλής έντασης σε πολύ σκούρο δέρμα), οι επιδράσεις αλλαγής του χρώματος μπορεί να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι συνήθως. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι επιπτώσεις τελικά αναστρέφονται. Μην αποτριχώνετε αποχρωματισμένες περιοχές μέχρι να εξαφανιστεί ο αποχρωματισμός και το δέρμα σας να επανακτήσει το κανονικό του χρώμα.
- Λοίμωξη δέρματος και φλεγμονή: Αυτό παρουσιάζεται πολύ σπάνια και ενδέχεται να προκαλείται από τη χρήση της συσκευής σε πληγές ή τομές που προκλήθηκαν από το ξύρισμα, σε ήδη υφιστάμενες πληγές ή σε τρίχες που έχουν γυρίσει προς τα μέσα.
- Υπερβολικός πόνος: Αυτό ενδέχεται να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια ή μετά από την αποτρίχωση, εάν χρησιμοποιήσατε τη συσκευή σε αζύριστο δέρμα, εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ένα επίπεδο έντασης φωτός το οποίο είναι πολύ υψηλό για το χρώμα του δέρματός σας, εάν εκπέμπετε φως στην ίδια περιοχή περισσότερες από μία φορές και εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοικτές πληγές, φλεγμονές, λοιμώξεις, τατουάζ, εγκαύματα κ.λπ. Δείτε το κεφάλαιο "Σημαντικό", ενότητα "Αντενδείξεις" για περισσότερες πληροφορίες.

Μετά τη χρήση

- Μην χρησιμοποιείτε καλλυντικά με άρωμα στις περιοχές που αποτριχώθηκαν, αμέσως μετά την αποτρίχωση.
- Μην χρησιμοποιείτε απομητικό αμέσως μετά την αποτρίχωση στις μασχάλες. Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί πλήρως η ερυθρότητα δέρματος.
- Δείτε το κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση', ενότητα 'Συμβουλές μαυρίσματος' για πληροφορίες σχετικά με την έκθεση στον ήλιο και το τεχνητό μαύρισμα.

Καθαρισμός και συντήρηση

Για να διασφαλίσετε βέλτιστα αποτελέσματα και μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής, καθαρίζετε τη συσκευή πριν και μετά από κάθε χρήση και, εάν είναι απαραίτητο, και κατά τη διάρκεια της αποτρίχωσης. Η αποτελεσματικότητα της συσκευής μειώνεται, εάν δεν την καθαρίζεται σωστά.



Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της με νερό βρύσης ή στο πλυντήριο πιάτων.

Μην καθαρίζετε τη συσκευή με συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν.

Μην προκαλείτε αμυχές στο παράθυρο εξόδου φωτός ή το μεταλλικό πλαίσιο στο εσωτερικό του εξαρτήματος σώματος.

Σημείωση: Διακόψτε τη χρήση της συσκευής όταν δεν είναι πλέον δυνατός ο καθαρισμός του παραθύρου εξόδου φωτός ή του εξαρτήματος σώματος.

- 1** Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.

Σημείωση: Το παράθυρο εξόδου φωτός θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει πριν το καθαρίσετε.

- 2** Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα σώματος, πιάστε τις προεξοχές στο επάνω και κάτω μέρος και τραβήξτε απαλά.
- 3** Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με το στεγνό μαλακό πανί καθαρισμού που παρέχεται με τη συσκευή.

- 4** Υγράνετε το μαλακό πανάκι που παρέχεται με τη συσκευή με λίγες σταγόνες νερό και χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε τα ακόλουθα τμήματα:

- το παράθυρο εξόδου φωτός
- την εξωτερική επιφάνεια του εξαρτήματος σώματος
- το μεταλλικό πλαίσιο στο εσωτερικό του εξαρτήματος σώματος

Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρονικές επαφές δεν θα βραχούν.



Σημείωση: Αν το νερό δεν καθαρίζει αποτελεσματικά, χρησιμοποιήστε λίγες σταγόνες αλκοόλης υψηλής περιεκτικότητας, για να καθαρίσετε τα τμήματα που προαναφέρθηκαν.

Σημείωση: Φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή πριν και μετά από κάθε χρήση και, αν χρειαστεί, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτήν την ενότητα.

Συστήματα αποθήκευσης

- 1** Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- 2** Καθαρίστε τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε.
- 3** Αποθηκεύστε τη συσκευή στη θήκη που παρέχεται σε θερμοκρασία μεταξύ -20 °C και +70 °C.

Συμβουλή: Σας συμβουλεύουμε να αποθηκεύσετε τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης στη θήκη, για μελλοντική αναφορά.



Παραγγελία εξαρτημάτων

Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.shop.philips.com/service** ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Philips στην περιοχή σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).

Ανταλλακτικά μέρη

Διατίθενται τα εξής ανταλλακτικά:

- Εξάρτημα σώματος
- Τροφοδοτικό
- Πανί καθαρισμού
- Θήκη

Περιβάλλον



- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Εγγύηση και υποστήριξη

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλα SC 1992 και SC1991

Όνομαστική τάση	100V-240V
Όνομαστική συχνότητα	50Hz-60Hz
Όνομαστική είσοδος	24W
Προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας	Κλάση II☐
Κατηγορία προστασίας	IP 30 (EN 60529)
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: +15° έως +35°C Σχετική υγρασία: 30% έως 95%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 °C έως +70 °C Σχετική υγρασία: 5% έως 95%
Φάσμα σώματος εξαρτήματος	>500 nm

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτό το κεφάλαιο συνοψίζει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο μετασχηματιστής/η συσκευή θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.	Αυτό είναι φυσιολογικό.	Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
Ενεργοποίησα τη συσκευή αλλά δεν μπορώ να αυξήσω ή να μειώσω το επίπεδο έντασης φωτός.	Πρέπει να γίνει επαναρύθμιση της συσκευής.	Για να πραγματοποιήσετε επαναρύθμιση της συσκευής, απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ξανά. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης φωτός, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips.
Η λυχνία “ετοιμότητας εκπομπής” δεν λειτουργεί όταν τοποθετώ τη συσκευή πάνω στο δέρμα μου.	Δεν έχετε τοποθετήσει σωστά τη συσκευή πάνω στο δέρμα.	Τοποθετήστε τη συσκευή σε γωνία 90° επάνω στο δέρμα με τέτοιο τρόπο, ώστε και οι 4 πλευρές του ενσωματωμένου συστήματος ασφαλείας να αγγίζουν το δέρμα. Στη συνέχεια, ελέγξτε εάν η λυχνία “ετοιμότητας εκπομπής” ανάβει συνεχώς και πατήστε το κουμπί εκπομπής.
		Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα μέρος του σώματός σας όπου είναι εύκολη η επίτευξη πλήρους επαφής με το δέρμα, όπως για παράδειγμα στο βραχίονα. Στη συνέχεια, ελέγξτε εάν η λυχνία “ετοιμότητας εκπομπής” λειτουργεί. Εάν η λυχνία “ετοιμότητας εκπομπής” εξακολουθεί να μην αναβοσβήνει όταν τοποθετείτε τη συσκευή πάνω στο δέρμα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η λυχνία "ετοιμότητας εκπομπής" δεν λειτουργεί όταν τοποθετώ το εξάρτημα σώματος πάνω στο δέρμα μου αλλά ο ανεμιστήρας ψύξης λειτουργεί.	Η προστασία υπερθέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί.	Όταν έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από την υπερθέρμανση, ο ανεμιστήρας εξακολουθεί να λειτουργεί. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά πριν συνεχίσετε τη χρήση της. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Στη συνέχεια, αφήστε τη να κρυώσει για 10 λεπτά επιπλέον. Εάν η λυχνία "ετοιμότητας εκπομπής" εξακολουθεί να μην λειτουργεί όταν τοποθετείτε τη συσκευή πάνω στο δέρμα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπο σας της Philips ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips.
Η λυχνία "ετοιμότητας εκπομπής" ανάβει συνεχώς αλλά η συσκευή δεν εκπέμπει φως όταν πιέζω το κουμπί εκπομπής.	Πρέπει να γίνει επαναρρύθμιση της συσκευής.	Για να πραγματοποιήσετε επαναρρύθμιση της συσκευής, απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ξανά. Εάν η λυχνία "ετοιμότητας εκπομπής" ανάβει συνεχώς αλλά η συσκευή εξακολουθεί να μην εκπέμπει φως όταν πιέζετε το κουμπί εκπομπής, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips.
Η λυχνία έντασης 1 συνεχίζει να αναβοσβήνει και δεν μπορώ να αλλάξω τη ρύθμιση.	Το εξάρτημα σώματος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή.	Τοποθετήστε σωστά το εξάρτημα σώματος στη συσκευή.
Όλες οι λυχνίες επιπέδου έντασης ανάβουν εναλλάξ.	Πρέπει να γίνει επαναρρύθμιση της συσκευής.	Για να πραγματοποιήσετε επαναρρύθμιση της συσκευής, απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ξανά. Εάν οι λυχνίες επιπέδου έντασης εξακολουθούν να ανάβουν εναλλάξ, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips.
Όλες οι λυχνίες επιπέδου έντασης αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.	Η συσκευή είναι ελαττωματική.	Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπο σας της Philips ή εξουσιοδοτημένο ένα κέντρο σέρβις της Philips.
Η συσκευή αναδίδει μια περιεργή οσμή.	Το εξάρτημα σώματος ή/και το γυάλινο φίλτρο είναι βρόμικο.	Καθαρίστε το εξάρτημα σώματος και το παράθυρο εξόδου φωτός με προσοχή. Εάν δεν μπορείτε να καθαρίσετε το εξάρτημα σώματος σωστά, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips για να αντικαταστήσετε το εξάρτημα σώματος.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Δεν έχετε ξυρίσει καλά την περιοχή προς αποτρίχωση.	Εάν υπάρχουν τρίχες στην περιοχή που αποτρίχώνετε, αυτές οι τρίχες ενδέχεται να καούν όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Συνεπώς, θα παρατηρήσετε μια περίεργη οσμή. Ξυρίστε καλά την περιοχή που θέλετε να αποτρίχώσετε, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Εάν το ξύρισμα σας προκαλεί δερματικό ερεθισμό, χρησιμοποιήστε μια κουρευτική μηχανή, για να κόψετε τις τρίχες όσο το δυνατό πιο κοντές και χρησιμοποιήστε τη Lumea Essential σε μια άνετη ρύθμιση.
	Αποθηκεύσατε τη συσκευή σε περιβάλλον με σκόνη.	Καθαρίζετε τη συσκευή και το εξάρτημα σώματος (δείτε το κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”).
Αισθάνεστε το δέρμα σας πιο ευαίσθητο απ’ ό,τι συνήθως κατά τη διάρκεια της αποτρίχωσης.	Το επίπεδο έντασης φωτός που επιλέξατε είναι πολύ υψηλό.	Ελέγξτε τον πίνακα χρώματος δέρματος/τριχών πριν από κάθε χρήση, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό επίπεδο έντασης φωτός για κάθε θεραπεία. Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε χαμηλότερο επίπεδο έντασης φωτός.
	Δεν ξυρίσατε τις περιοχές τις οποίες θέλετε να αποτρίχώσετε.	Ξυρίστε τις περιοχές προς αποτρίχωση, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Εάν το ξύρισμα σας προκαλεί δερματικό ερεθισμό, χρησιμοποιήστε μια κουρευτική μηχανή, για να κόψετε τις τρίχες όσο το δυνατό πιο κοντές και χρησιμοποιήστε τη Lumea Essential σε μια άνετη ρύθμιση.
	Το παράθυρο εξόδου φωτός είναι σπασμένο.	Εάν το παράθυρο εξόδου φωτός είναι σπασμένο, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλέον, για να αποφύγετε τον κίνδυνο δερματικών ερεθισμών. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπο σας της Philips ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips.
Αισθάνομαι ανυπόφορο πόνο όταν χρησιμοποιώ τη συσκευή.	Δεν ξυρίσατε τις περιοχές προς αποτρίχωση.	Ξυρίστε τις περιοχές προς αποτρίχωση, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Εάν το ξύρισμα σας προκαλεί δερματικό ερεθισμό, χρησιμοποιήστε μια κουρευτική μηχανή, για να κόψετε τις τρίχες όσο το δυνατό πιο κοντές και χρησιμοποιήστε τη Lumea Essential σε μια άνετη ρύθμιση.
	Αποτρίχώσατε μια περιοχή για την οποία η συσκευή δεν ενδείκνυται.	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο πρόσωπό σας, τα εσωτερικά χείλη του αιδοίου, τον κόλπο, τον πρωκτό και τις θηλές. Οι άνδρες δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούν στο πρόσωπό ή το όσχεό τους.
	Χρησιμοποιήσατε ένα επίπεδο έντασης φωτός το οποίο είναι πολύ υψηλό για εσάς.	Μειώστε την ένταση φωτός σε ένα επίπεδο που είναι άνετο για εσάς. Δείτε το κεφάλαιο “Προετοιμασία για χρήση”, ενότητα “Ένταση φωτός”.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Το παράθυρο εξόδου φωτός είναι σπασμένο.	Εάν το παράθυρο εξόδου φωτός του εξαρτήματος σώματος είναι σπασμένο, μην χρησιμοποιείτε πια τη συσκευή με αυτό το εξάρτημα σώματος. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών για αντικατάσταση του εξαρτήματος σώματος.
	Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το χρώμα των τριχών ή του δέρματός σας.	Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οι τρίχες του σώματός σας είναι ανοιχτές ξανθές, κόκκινες, γκριζές ή λευκές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε σκούρο δέρμα. Συμβουλευτείτε τον πίνακα με το χρώμα των τριχών και του δέρματός σας στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
Στις περιοχές που αποτριχώθηκαν παρουσιάζεται ερυθρότητα μετά την αποτρίχωση.	Η ελαφριά ερυθρότητα είναι ακίνδυνη και φυσιολογική, και υποχωρεί γρήγορα.	Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
Η αντίδραση του δέρματος μετά την αποτρίχωση διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο.	Χρησιμοποιήσατε ένα επίπεδο έντασης φωτός το οποίο είναι πολύ υψηλό για εσάς.	Επιλέξτε ένα χαμηλότερο επίπεδο έντασης φωτός την επόμενη φορά. Δείτε το κεφάλαιο "Προετοιμασία για χρήση", ενότητα "Επίπεδο έντασης φωτός". Εάν ο ερεθισμός του δέρματος διαρκεί περισσότερο από 3 ημέρες, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Τα αποτελέσματα αποτρίχωσης δεν είναι ικανοποιητικά.	Χρησιμοποιήσατε ένα επίπεδο έντασης φωτός το οποίο είναι πολύ χαμηλό για εσάς.	Πραγματοποιήστε μια δοκιμή δέρματος για να διαπιστώσετε αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υψηλότερο επίπεδο έντασης φωτός (δείτε το κεφάλαιο "Χρήση της συσκευής", ενότητα "Πρώτη χρήση και δοκιμή δέρματος").
	Δεν χρησιμοποιήσατε τη συσκευή κάνοντας επικαλύψεις.	Για ικανοποιητικά αποτελέσματα αποτρίχωσης, πρέπει να κάνετε επικαλύψεις όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Δείτε το κεφάλαιο "Χρήση της συσκευής", ενότητα "Επόμενη χρήση", βήμα 4.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή όσο συχνά συνιστάται.	Για επιτυχή αποτρίχωση και αποτροπή της επανενεργοποίησης της ρίζας, οι θεραπείες πρέπει να επαναλαμβάνονται μία φορά κάθε δύο εβδομάδες για τους πρώτους δύο μήνες. Για να βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας παραμένει απαλό, σας συνιστούμε να επαναλαμβάνετε τη θεραπεία κάθε τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των θεραπειών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το ρυθμό επανεμφάνισης της τριχοφυΐας και επίσης σε διάφορες περιοχές του σώματος. Εάν παρατηρήσετε ότι επανεμφανίζονται πολλές τρίχες μεταξύ των θεραπειών, απλά μειώστε πάλι το χρονικό διάστημα μεταξύ των θεραπειών, αλλά μην κάνετε αποτρίχωση σε καμία περιοχή συχνότερα από μία φορά ανά δύο εβδομάδες. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή πιο συχνά απ' ό,τι συνιστάται, δεν αυξάνετε την αποτελεσματικότητα αλλά μπορείτε να αυξήσετε τον κίνδυνο δερματικών ερεθισμών.
	Αναποκρίνεστε πιο αργά στη θεραπεία με την τεχνολογία IPL από το μέσο χρήστη.	Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τουλάχιστον 6 μήνες, καθώς η επανεμφάνιση της τριχοφυΐας εξακολουθεί να μειώνεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Λάβετε επίσης υπόψη τις άλλες λύσεις σε αυτό το πρόβλημα.
	Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το χρώμα των τριχών ή του δέρματός σας.	Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οι τρίχες του σώματός σας είναι ανοιχτές ξανθές, κόκκινες, γκριζές ή λευκές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε σκούρο δέρμα. Συμβουλευτείτε τον πίνακα με το χρώμα των τριχών και του δέρματός σας στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
Η τριχοφυΐα επανεμφανίζεται σε ορισμένα σημεία στις περιοχές στις οποίες έχει εφαρμοστεί η θεραπεία.	Δεν χρησιμοποιήσατε τη συσκευή κάνοντας επικαλύψεις.	Για ικανοποιητικά αποτελέσματα αποτρίχωσης, πρέπει να κάνετε επικαλύψεις όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Δείτε το κεφάλαιο "Χρήση της συσκευής", ενότητα "Επόμενη χρήση", βήμα 4.
	Η τριχοφυΐα επανεμφανίζεται ως μέρος του φυσικού κύκλου ανάπτυξης τριχοφυΐας.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Η επανεμφάνιση της τρίχας αποτελεί μέρος του φυσιολογικού κύκλου τριχοφυΐας. Οι τρίχες που φυτρώνουν ξανά, ωστόσο, είναι συνήθως πιο απαλές και πιο λεπτές.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή είναι ελαττωματική.	Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπο σας της Philips ή εξουσιοδοτημένο ένα κέντρο σέρβις της Philips.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips !

Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

L'épilation à lumière pulsée est l'une des méthodes les plus efficaces pour épiler durablement les poils indésirables. Elle se distingue des méthodes actuelles d'épilation à domicile par sa capacité à réduire considérablement la repousse des poils. Philips s'est investi depuis plus de 15 ans dans la recherche aux côtés de dermatologues de renom. Profitez de cette technologie innovante à domicile.

Cet appareil a été particulièrement conçu et optimisé pour les femmes, mais peut être également utilisé par les hommes.

Philips Lumea Essential permet d'épiler les poils indésirables sur les zones du corps situées en-dessous de la nuque.

Philips Lumea Essential a été conçu pour être utilisé par une seule personne. Pour plus d'informations sur la technologie Philips Lumea Essential, rendez-vous sur www.philips.com/lumea. Consultez régulièrement notre page d'accueil pour découvrir les mises à jour.

Avantages

Cet appareil offre les avantages suivants :

Technologie dite de « lumière intense pulsée » ou IPL pour une utilisation à domicile

Philips Lumea Essential utilise la technologie dite de « lumière intense pulsée » ou IPL, employée depuis quinze ans dans le secteur de l'esthétique professionnelle pour les épilations. Avec Philips Lumea Essential, bénéficiez de cette technologie innovante chez vous.

Prévention efficace de la repousse des poils pour une douceur incomparable, jour après jour

Cette méthode offre une prévention longue durée de la repousse des poils et vous laisse une peau douce comme de la soie. Nos études ont mis en évidence une diminution considérable des poils après seulement 2 séances. Les résultats optimaux ont généralement été obtenus après 4 ou 5 séances. La pilosité diminue visiblement de séance en séance. La rapidité d'apparition de cet effet et la durée du résultat dépendent de l'individu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Pour des résultats optimaux » du chapitre « Utilisation de l'appareil ».

Une application tout en douceur, même sur les zones sensibles du corps

Conçu en étroite collaboration avec des dermatologues de renom, Philips Lumea Essential offre une application efficace et douce, même sur les zones plus sensibles.

Aucune pièce de rechange nécessaire, aucun coût caché

Philips Lumea Essential est équipé d'une lampe haute performance qui n'a pas besoin d'être remplacée. Cette lampe peut produire plus de 100 000 flashes : elle vous permettra d'obtenir des résultats continus sur plus de 5 ans* et de réaliser des économies sur le remplacement des lampes.

*Basé sur une utilisation moyenne respectant les fréquences d'utilisation recommandées pour une seule utilisatrice.

Quel est le principe de fonctionnement de la technologie de lumière intense pulsée de Philips ?

Cycle de vie du poil

La vitesse de pousse des poils varie en fonction de l'individu, de son âge et de son métabolisme, entre autres facteurs. Toutefois, la pousse des poils s'effectue normalement en 3 phases.

1 Phase de pousse (la phase anagène)

Le poil pousse à la racine. C'est lors de cette phase que la concentration de mélanine, le pigment responsable de la couleur du poil, est la plus élevée. La concentration de mélanine est également déterminante pour l'efficacité de la technologie de lumière intense pulsée. Seuls les poils en phase anagène sont réceptifs à l'exposition à la lumière.

2 Phase de dégradation (phase catagène)

Le poil arrête de pousser, la racine passe en phase de repos, puis le poil tombe.





3 Phase de repos (phase télogène)

Le poil mort se détache de son follicule et tombe. Le follicule reste au repos jusqu'à ce que l'horloge biologique la réactive et lui fasse produire un nouveau poil.

Principes de fonctionnement de l'appareil

- L'appareil chauffe le poil et la racine sous la peau. La mélanine contenue dans le poil et sa racine absorbe la lumière pulsée émise. Plus le poil est foncé, plus la lumière absorbée est élevée. Ce processus permet au poil de passer en phase de repos.
- Entre les séances, les poils tombent naturellement et la repousse est inhibée. Il peut falloir une ou deux semaines pour que les poils tombent.
- Une épilation optimale nécessite plusieurs séances car seuls les poils en phase anagène sont réceptifs à l'épilation à la lumière, alors qu'une zone donnée de la peau contient des poils à différentes phases du cycle de vie. Pour épiler tous les poils efficacement et à prévenir la repousse, vous devez répéter les séances toutes les deux semaines pendant les deux premiers mois.

Un filtre optique intégré protège votre peau des UV et vous garantit une utilisation sans danger.



Description générale (fig. 5)


- 1 Voyants d'intensité (1- 5)
- 2 Bouton marche/arrêt
- 3 Voyant « prêt-à-flasher »
- 4 Fentes de ventilation
- 5 Prise de l'appareil
- 6 Bouton Flash
- 7 Ouvertures pour les contacts électroniques
- 8 Verre filtrant avec filtre UV intégré

- 9 Contacts électroniques
 - 10 Accessoire corps (pour toutes les parties du corps au-dessous du cou)
 - 11 Cadre métallique intégré à l'accessoire corps
 - 12 Système de sécurité intégré
 - 13 Adaptateur
 - 14 Petite fiche
 - 15 Trousse
- Également inclus : tissu de nettoyage

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger



- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage ! N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide (p. ex. près d'une baignoire remplie d'eau, d'une douche en fonctionnement ou d'une piscine).
- Évitez de mouiller l'appareil et l'adaptateur secteur.
- Si l'appareil est cassé, ne touchez aucun de ses composants internes afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- N'introduisez jamais d'objets dans l'appareil.

Avertissement

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 15 ans. Les adolescentes de 15 à 18 ans peuvent l'utiliser avec l'autorisation et l'aide de leurs parents ou des personnes qui exercent sur elles l'autorité parentale. Les adultes de plus de 19 ans peuvent utiliser cet appareil en toute liberté.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni.
- N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur secteur s'il est endommagé.
- L'adaptateur contient un transformateur. Pour éviter tout accident, n'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur secteur.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
- N'utilisez pas l'appareil si le verre filtrant est cassé.

Pour éviter tout dommage :

- Veillez à ce que rien n'obstrue le flux d'air à travers les fentes de ventilation.
- Ne soumettez jamais l'appareil à des chocs violents, des secousses ou des chutes.
- Lorsque l'appareil passe d'un environnement très froid à un environnement très chaud, et inversement, attendez environ 3 heures avant de l'utiliser.

- Rangez l'appareil dans la pochette fournie pour éviter l'accumulation de poussière.
- Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance. Éteignez impérativement l'appareil après utilisation.
- N'exposez pas l'appareil pendant plusieurs heures aux rayons directs du soleil ou à des rayons UV afin d'éviter tout dommage.
- Ne faites pas fonctionner le flash sur d'autres surfaces que votre peau, car vous pourriez endommager l'accessoire corps et/ou le verre filtrant. Utilisez le flash uniquement lorsque l'appareil est en contact avec la peau.

Attention

- N'utilisez jamais l'appareil autour des yeux et près des sourcils afin d'éviter tout risque de lésion oculaire.
- N'utilisez cet appareil qu'avec une intensité adaptée à votre type de peau (voir le tableau à la section « Intensités lumineuses recommandées » du chapitre « Avant utilisation »). Une utilisation avec une intensité supérieure à celle recommandée augmente le risque de réactions cutanées et d'effets secondaires.
- Cet appareil a été conçu uniquement pour épiler les poils indésirables de votre corps situés en dessous du cou. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins.
- Assurez-vous que la peau dans la zone à traiter est propre, sèche et exempte de crème, de lotion et autre produit cosmétique. Si la peau n'est pas propre et sèche, il est possible que le système de sécurité intégré ne fonctionne pas correctement et que l'appareil ne flashe pas ou qu'il flashe accidentellement.

Pour une durée de vie optimale de votre Philips Lumea Essential, tenez compte des considérations suivantes :

- Utilisez votre appareil à une température ambiante comprise entre 15 °C et 35 °C.
- L'appareil est équipé d'une protection anti-surchauffe intégrée. Le flash ne fonctionne pas en cas de surchauffe. N'éteignez pas l'appareil, mais laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de reprendre la séance. Après 5 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Laissez-le alors refroidir pendant 10 minutes supplémentaires.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s'avérer dangereuse pour l'utilisateur.
- N'utilisez pas l'appareil si l'une des situations mentionnées à la section « Contre-indications » s'applique à vous.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Contre-indications

Quelles sont les personnes auxquelles Philips Lumea Essential NE convient PAS ?

Philips Lumea Essential n'est pas destiné à tout le monde. Si l'une des conditions ci-dessous s'applique à vous, **n'utilisez pas** cet appareil !

N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Philips Lumea Essential n'a pas été testé sur les femmes enceintes. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas utiliser l'appareil si vous êtes enceinte ou si vous allaitez car les modifications hormonales peuvent rendre votre peau plus sensible et augmenter le risque de blessures cutanées.

N'utilisez jamais l'appareil si la couleur de votre peau et/ou de vos poils n'est pas adaptée, à savoir :

- Si votre peau est de type V (vous attrapez rarement des coups de soleil, vous bronzez facilement et votre couleur de peau est brun foncé) ou si votre peau est de type VI (vous attrapez rarement, voire jamais, de coups de soleil et vous obtenez un bronzage très foncé ; votre peau est brun/noir ou plus foncée). Dans ce cas, vous risquez d'avoir des réactions cutanées (décolorations, vives rougeurs ou brûlures) lorsque vous utilisez Philips Lumea Essential. Voir également le chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées » et consulter le tableau récapitulatif des intensités lumineuses recommandées dans le guide de mise en route.
- Si la couleur naturelle de vos poils dans les zones de flashage est blond clair, blanc, gris ou roux. La séance ne sera pas efficace.

N'utilisez jamais l'appareil si vous souffrez d'une des maladies répertoriées ci-dessous :

- Si vous avez une maladie de peau comme un cancer de la peau actif, si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou un autre cancer localisé dans les zones à flasher.
- Si vous avez des lésions précancéreuses ou plusieurs grains de beauté atypiques dans les zones à flasher.
- Si vous présentez des antécédents de maladie du collagène, y compris des antécédents de formation de cicatrices chéloïdes ou de cicatrisation difficile.
- Si vous présentez des antécédents de troubles vasculaires, tels que varices ou ectasie vasculaire dans les zones à flasher.
- Si votre peau est sensible à la lumière et développe facilement une irritation ou une réaction allergique.
- Si vous souffrez d'infections, d'eczéma, de brûlures, de follicules enflammés, de lacérations ouvertes, d'abrasions, d'herpès simplex, de plaies ou de lésions, d'hématomes, ou que vous avez subi une intervention chirurgicale sur les zones à flasher.
- Si vous avez subi une intervention chirurgicale sur les zones à flasher.
- Si vous souffrez d'épilepsie avec sensibilité aux flashes.
- Si vous souffrez de diabète, de lupus érythémateux, de porphyrie ou d'une maladie cardiaque congestive.
- Si vous présentez un trouble de la coagulation.
- Si vous avez des antécédents de maladie immunodépressive (y compris infection par le VIH ou le SIDA).


N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes dans l'un des cas suivants :

- Si vous suivez ou avez suivi récemment un traitement à base d'acides alpha hydroxylés (AHA), d'acides bêta hydroxylés (BHA), d'isotrétinoïne topique et d'acide azélaïque.
- Si vous avez pris toute forme d'isotrétinoïne, comme de l'Accutane® ou du Roaccutane®, au cours des six derniers mois. Cette méthode d'épilation rend la peau plus sujette aux déchirures, plaies et irritations.

- Si vous prenez des analgésiques, qui réduisent la sensibilité de votre peau à la chaleur.
- Si vous prenez des médicaments ou produits photosensibilisants, reportez-vous à leur notice, et n'utilisez en aucun cas l'appareil si cette dernière indique des risques de réaction photo-allergique ou photo-toxique, ou si elle précise qu'il faut éviter une exposition au soleil.
- Si vous prenez des médicaments anticoagulants, y compris de fortes doses d'aspirine, et ne pouvez pas arrêter votre traitement au moins une semaine avant chaque utilisation de Lumea.
- Si vous prenez des immunosuppresseurs.

N'utilisez jamais l'appareil sur les zones suivantes :

- Sur le visage.
- Sur les mamelons, les aréoles, les petites lèvres, le vagin, l'anus et l'intérieur des narines et des oreilles. Voir le chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Utilisation de l'appareil pour l'épilation du maillot ».
- Les hommes ne doivent pas l'utiliser sur le scrotum ou le visage.
- Au-dessus ou près de produits artificiels tels que des implants en silicone, des stimulateurs cardiaques, des points d'entrée d'injection sous-cutanée (pompe à insuline) ou des piercings.
- Sur les grains de beauté, les taches de rousseur, les veines de taille importante, les zones à la pigmentation plus foncée, les cicatrices ou autres anomalies cutanées sans consultation préalable avec un médecin, en raison d'un risque de brûlure ou de modification de la pigmentation, qui rendrait difficile le dépistage d'éventuelles maladies de peau telles que le cancer de la peau.
- Sur des verrues, des tatouages ou un maquillage permanent en raison du risque de brûlure ou de modification de la pigmentation (hypopigmentation ou hyperpigmentation).
- Sur les zones où vous utilisez du déodorant longue durée, car cela pourrait entraîner des réactions cutanées. Reportez-vous à la section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées » du chapitre « Utilisation de l'appareil ».



N'utilisez jamais l'appareil sur des coups de soleil ou sur une peau teintée par un bronzage récent (moins de 2 semaines) ou artificiel.

- Tous les types de bronzage peuvent influencer sur la sécurité de la séance, qu'il s'agisse d'une exposition au soleil ou de méthodes de bronzage artificiel telles que crèmes de bronzage, appareils de bronzage, etc. Si vous êtes bronzée ou prévoyez de bronzer, lisez le chapitre « Avant utilisation », section « Conseils de bronzage ».

Remarque : Cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez consulter votre médecin.

Avant utilisation

Pour des résultats optimaux, préparez les zones sur lesquelles vous souhaitez utiliser l'appareil de la manière suivante :

Préparation des zones à flasher

- 1 Rasez les zones que vous souhaitez flasher tant que vous observez une repousse des poils.

Remarque : N'utilisez pas de crème dépilatoire pour remplacer le rasage.

Remarque : Si votre dernière méthode d'épilation consistait à éliminer les poils à la racine (par exemple épilation électrique), vous pouvez commencer la séance immédiatement. Dans ce cas, nous vous conseillons de vous raser entre les séances pour des résultats optimaux.

Sachez que flasher des zones mal ou non rasées entraîne un certain nombre de réactions indésirables :

- Des poils et des saletés peuvent être présents sur le verre filtrant et l'accessoire corps, ce qui peut réduire la durée de vie et l'efficacité de l'appareil. Un verre filtrant non nettoyé peut en outre rendre la séance inconfortable ou entraîner des réactions cutanées telles que rougeurs ou altérations de la pigmentation.
- Les poils présents sur votre peau risquent de brûler et de dégager une odeur désagréable.

- 2 Nettoyez votre peau et assurez-vous qu'elle est débarrassée de tout poil, parfaitement sèche et exempte de substance grasse (comme les résidus de déodorants, laits, parfums, crèmes de bronzage et crèmes solaires).

- 3 Vérifiez l'appareil. Regardez notamment si des poils, de la poussière et des fibres ne sont pas piégés au niveau du verre filtrant ou de l'accessoire corps. En cas de présence de saletés, nettoyez l'appareil en suivant les instructions du chapitre « Nettoyage et entretien ».

Si le rasage provoque des blessures ou des lésions, il est possible que votre peau soit plus sensible à la lumière intense pulsée qu'une peau normale. Le traitement à la lumière intense pulsée peut donc être source d'inconfort ou causer d'autres effets secondaires indésirables. Nous vous conseillons d'attendre que l'irritation ait disparu avant de poursuivre le traitement.


- 4 Une fois que les poils ne repoussent plus, ce qui est généralement le cas après 4-5 séances, vous n'avez plus besoin de vous raser avant utilisation.

Intensité lumineuse

Contrairement aux appareils professionnels qui utilisent la lumière pulsée, Philips Lumea Essential a été conçu pour un usage domestique et ses impulsions lumineuses sont modérées et permettent une épilation **pratique et efficace**.

Philips Lumea Essential offre cinq intensités lumineuses différentes. Réglez l'intensité lumineuse en fonction de votre couleur de peau et de poils, tout en recherchant un niveau confortable.

Le tableau ci-dessous indique les intensités lumineuses recommandées afin de vous aider à trouver le niveau qui vous convient.



- 1** Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer les intensités lumineuses adaptées à votre couleur de peau et de poils.

Conseil : Vous pouvez poser le tableau disponible dans le guide de mise en route sur votre peau et le comparer avec votre couleur de peau.

Conseil : Nous vous conseillons de conserver le guide de mise en route dans la trousse de rangement afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

- 2** Réduisez l'intensité lumineuse en cas de douleur ou d'inconfort.

Le risque d'irritation cutanée est plus important pour les personnes à peau foncée car leur peau absorbe plus de lumière. Les faibles intensités sont alors recommandées.

L'impulsion lumineuse peut produire des sensations de chaleur plus ou moins importantes sur la peau. Les différentes parties du corps peuvent nécessiter des intensités lumineuses différentes (voir le tableau ci-dessous). Pour éviter les réactions cutanées, reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées ».

Intensités lumineuses recommandées (1-5)

Dans le tableau ci-dessous, la croix signifie qu'il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil.

Remarque : La couleur de votre peau peut varier, par exemple parce que votre peau a été exposée au soleil. Elle peut alors être plus foncée que lors de la séance précédente. Il est par conséquent important de vérifier le réglage à utiliser avant chaque séance et par zone. Certaines zones peuvent être plus foncées que d'autres.

Couleur des poils :	blond foncé/brun clair/ brun/brun foncé/noir	blanc/gris/roux/blond clair
<i>Couleur et caractéristiques de la peau :</i>		
Blanc (coups de soleil à chaque exposition, aucun bronzage)	4/5	×
Beige (coups de soleil réguliers, léger bronzage)	4/5	×
Brun clair (quelques coups de soleil, bon bronzage)	4/5	×
Brun moyen (rares coups de soleil, bronzage bon et rapide)	1/2/3	×
Brun foncé (rares coups de soleil, très bon bronzage)	×	×
Brun très foncé, noir (coups de soleils rares voire inexistants, bronzage très foncé)	×	×

Important

Pour savoir si Philips Lumea Essential vous convient, consultez la section « Quelles sont les personnes auxquelles Philips Lumea Essential ne convient pas ? ».

Conseils de bronzage



- **Évitez les bains de soleil lorsque vous utilisez régulièrement Philips Lumea Essential (toutes les deux semaines).**

Les bains de soleil peuvent rendre la peau plus foncée (bronzée) ou provoquer des coups de soleil (rougeurs). L'utilisation de Philips Lumea Essential sur une peau foncée (bronzée) et/ou présentant des coups de soleil augmente le risque d'effets secondaires et de réactions cutanées. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées ».

- **Exposition au soleil avant la séance : attendez 2 semaines et faites un test cutané.**

Après un bain de soleil, attendez au moins 2 semaines avant d'utiliser l'appareil. Faites un test cutané (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Première utilisation et test cutané ») sur la zone à flasher pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous augmentez le risque de développer des réactions cutanées avec Philips Lumea Essential.

- **Exposition au soleil après la séance : attendez 48 heures avant de vous exposer au soleil après avoir utilisé Philips Lumea Essential.**

Après la séance, attendez au moins 48 heures avant d'exposer les zones flashées au soleil. Même après 48 heures, assurez-vous que la peau ne présente pas d'effets indésirables dus aux flashes avant de l'exposer au soleil. Pendant les deux semaines qui suivent la séance, couvrez les zones flashées quand vous allez au soleil ou utilisez un écran total d'indice SPF 30+. L'exposition au soleil sans protection des zones tout juste flashées accroît le risque d'effets secondaires et de réactions cutanées. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées ».

- **Bronzage à la lumière artificielle**

Suivez les instructions décrites ci-dessus dans « Exposition au soleil avant la séance » et « Exposition au soleil après la séance ».

- **Bronzage avec des crèmes**

Si vous avez utilisé une crème de bronzage artificiel, attendez la disparition totale du bronzage artificiel avant d'utiliser Philips Lumea Essential.

Remarque : Pour plus d'informations sur les réactions cutanées indésirables, reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées ».

Utilisation de l'appareil

Consultez le tableau du chapitre « Avant utilisation », section « Intensité lumineuse » pour déterminer les intensités lumineuses les plus recommandées pour votre couleur de peau et de poils. Rasez la zone à flasher avant d'utiliser l'appareil (voir le chapitre « Avant utilisation », section « Préparation des zones à flasher »).

Si, à un moment, Lumea provoque une douleur, réduisez l'intensité lumineuse jusqu'à ce que l'utilisation du produit redevienne plus confortable. Si vous remarquez des réactions cutanées plus importantes qu'une légère rougeur, arrêtez immédiatement la séance et lisez la section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées », dans le présent chapitre.

Première utilisation et test cutané

Lors de la première utilisation ou après une exposition récente au soleil, nous vous conseillons d'effectuer un test cutané sur **chaque** zone à flasher pour voir comment votre peau réagit et pour vous habituer à cette méthode d'épilation.

- 1 Choisissez une zone proche de celle que vous allez flasher.
- 2 Insérez la petite fiche dans l'appareil et l'adaptateur secteur dans la prise secteur.




Remarque : Assurez-vous que l'accessoire corps est placé sur l'appareil.


- 3 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

► Le voyant d'intensité 1 s'allume.

Remarque : L'appareil sélectionne toujours automatiquement le réglage d'intensité lumineuse le plus bas. Reportez-vous à la section « Intensité lumineuse » du chapitre « Avant utilisation » pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée.


- 4 Pour modifier le réglage d'intensité lumineuse, appuyez sur le bouton marche/arrêt à une ou plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez atteint le réglage souhaité. Le voyant d'intensité correspondant s'allume.






- 5** Placez l'appareil perpendiculairement à la peau de sorte que l'accessoire corps soit en contact avec la peau.

Conseil : Pour faciliter l'utilisation, étirez la peau à flasher.



- ▶ Le voyant « prêt-à-flasher » situé à l'arrière de l'appareil commence à clignoter pour indiquer que l'appareil se prépare à émettre un flash.
- ▶ Lorsque l'appareil est prêt à émettre un flash, le voyant « prêt-à-flasher » s'allume vert de manière continue.



- 6** Appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash.

*Remarque : La lumière visible produite par l'appareil correspond au flash reflété par la peau, et ne représente aucun danger pour vos yeux. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes de protection pendant l'utilisation. Utilisez l'appareil dans une pièce **bien éclairée** de manière à réduire l'impression lumineuse du flash.*

- 7** Relâchez le bouton du flash une fois que l'appareil a émis un flash.

- 8** Faites glisser l'appareil sur la peau jusqu'à la zone suivante à flasher. Tant que l'utilisation de Lumea reste sans douleur, augmentez l'intensité d'un niveau dans la plage recommandée pour votre type de peau et appliquez un flash pour chaque intensité. N'appliquez pas plus d'un flash sur une même zone.

- 9** Lorsque vous avez fini la séance, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

- 10** Après ce test, attendez 24 heures et vérifiez si votre peau a réagi. Si elle présente des réactions, lors des utilisations ultérieures, choisissez l'intensité la plus élevée n'ayant pas provoqué de réaction cutanée.

Utilisation ultérieure

- 1 Avant chaque séance, nettoyez l'accessoire corps, le verre filtrant et le cadre métallique à l'intérieur de l'accessoire corps. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».
- 2 Commencez chaque séance en sélectionnant très soigneusement l'intensité lumineuse en fonction de la sensibilité de votre peau et de votre sensation de confort. Reportez-vous à la section « Intensités lumineuses recommandées » pour sélectionner le réglage adapté à votre type de peau et à la couleur de vos poils.

Remarque : Pour plusieurs raisons, votre peau peut réagir différemment selon les jours/occasions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées », dans le présent chapitre.


- 3 Suivez les étapes 2 à 6 de la section précédente (« Avant la première utilisation et test cutané »).

Remarque : Il est normal que l'appareil et l'accessoire corps chauffent au cours de l'utilisation.

- 4 Faites glisser l'appareil sur la peau vers la zone suivante à flasher et répétez les étapes 5 et 6 de la section « Première utilisation et test cutané » de ce chapitre. Après chaque flash, il faut attendre jusqu'à 3,5 secondes avant que l'appareil soit de nouveau prêt à flasher. Le voyant « prêt-à-flasher » situé à l'arrière de l'appareil se remet à clignoter pour indiquer que l'appareil est en cours de charge. Attendez que ce voyant reste allumé avant de poursuivre.

Conseil pour le SC1992 : Le SC1992 possède une fonctionnalité « Slide and Flash » : pour un traitement plus efficace, maintenez le bouton flash enfoncé pendant que vous faites glisser l'appareil sur votre peau.

Ne flashez pas plusieurs fois la même zone au cours d'une même séance. Cela n'améliore pas l'efficacité de l'épilation, mais augmente le risque de réactions cutanées.



- 5 Pour vous assurer que toutes les zones sont flashées, veillez à ce que les flashes soient rapprochés. Notez que seule la lumière émise par la fenêtre de diffusion est efficace. Cependant, veillez à ne jamais flasher la même zone deux fois.
- 6 Lorsque vous avez fini la séance, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.
- 7 Vérifiez que des poils et de la poussière ne soient pas présents sur le verre filtrant et l'accessoire corps, et nettoyez l'appareil après utilisation. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».

Conseils

Pour des résultats optimaux

- Il est normal que des poils restent visibles après les premières séances. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Introduction », section « Fonctionnement de l'appareil ».
- Pour éliminer efficacement tous les poils et bloquer la réactivation des follicules pileux, les séances doivent être répétées tous les quinze jours pendant les deux premiers mois. Vous aurez alors une peau douce et nette. Pour obtenir des astuces qui vous permettront de prolonger ces résultats, reportez-vous à la section « Phase d'entretien ».

Phase d'entretien

- Pour une peau durablement lisse et parfaitement épilée, nous vous recommandons de renouveler les séances toutes les 4 à 6 semaines. La durée entre chaque séance peut varier selon la repousse des poils de chacun et également selon les différentes parties du corps. Si vos poils ont repoussé en abondance entre deux séances, réduisez simplement l'intervalle entre les séances, en veillant toutefois à respecter une fréquence maximale de deux semaines. En choisissant une fréquence supérieure à celle recommandée, vous augmentez le risque de réactions cutanées sans gagner en efficacité.

Recommandations relatives à la séance


Durée moyenne de la séance

Zone	Durée approximative d'une séance
Aisselles	1 minute par aisselle
Maillot	1 minute par côté
Bikini	4 minutes
Demi-jambe	8 minutes
Jambe entière	14 minutes

Remarque : Les durées moyennes des séances indiquées ci-dessus ont été observées au cours de tests et d'études. La durée des séances peut varier d'une personne à l'autre.

Zones d'épilation recommandées

L'appareil a été conçu pour épiler les poils indésirables des aisselles, des bras, du ventre, du maillot et des jambes. Il ne doit pas être utilisé sur le visage.



Utilisation de l'appareil sur les jambes

Consultez le tableau du chapitre « Avant utilisation », section « Intensité lumineuse » pour déterminer les intensités lumineuses recommandées pour vos jambes.

- Vous pouvez déplacer l'appareil de haut en bas ou de droite à gauche, à votre convenance. Pour maintenir le contact avec la peau, vous pouvez également placer et maintenir l'appareil sur votre peau latéralement.

Remarque : Les zones osseuses telles que le tibia et les chevilles sont plus sensibles que d'autres. Si vous pressez l'accessoire corps très fort sur ces zones, la peau peut être plus susceptible de développer des réactions cutanées comme des irritations ou des rougeurs. Reportez-vous à la section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées », dans le présent chapitre. Pressez l'accessoire corps sur la peau suffisamment fort pour que le voyant « Prêt-à-flasher » s'allume, mais pas plus.

Utilisation de l'appareil pour l'épilation du maillot

Consultez le tableau du chapitre « Avant utilisation », section « Intensité lumineuse » pour déterminer les intensités lumineuses recommandées pour le maillot.

En principe, Philips Lumea Essential a été conçu pour épiler entièrement la zone du maillot (style « Brésilien » ou « Hollywood », par exemple) en douceur et en toute sécurité. Utilisez un réglage plus bas sur la peau plus sombre de la zone du maillot. N'utilisez pas l'appareil sur les lèvres intérieures, le vagin et l'anus. Les hommes qui souhaitent flasher leur zone pubienne ne doivent pas utiliser l'appareil sur le scrotum.

Remarque : Pour des raisons d'hygiène, nettoyez toujours l'accessoire corps avant de commencer à flasher une autre partie du corps (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).

Utilisation de l'appareil sur les aisselles

Consultez le tableau du chapitre « Avant utilisation », section « Réglage de l'intensité lumineuse » pour déterminer les intensités lumineuses recommandées pour vos aisselles.

Veillez à éliminer soigneusement toute trace de déodorant, parfum, crème ou autre produit d'hygiène de vos aisselles avant de vous flasher :

Conseil : Pour des résultats optimaux, tenez-vous face à un miroir de façon à obtenir une bonne visibilité de la zone à flasher et à bien distinguer le voyant « Prêt-à-flasher ». Levez votre bras et placez votre main sur votre nuque pour tendre la peau de l'aisselle.

Remarque : La lumière réfléchie ne représente aucun danger pour vos yeux. Si elle produit une sensation désagréable, fermez les yeux lorsque vous déclenchez un flash.



Éventuels effets secondaires et réactions cutanées

Réactions cutanées courantes :

- Des rougeurs et/ou des fourmillements, des picotements ou une sensation de chaleur sur la peau peuvent apparaître. Cette réaction est bénigne et passagère.
- Une réaction cutanée semblable à un coup de soleil peut apparaître momentanément sur la zone flashée. Si elle persiste plus de trois jours, consultez votre médecin.
- Le rasage ou l'association rasage/utilisation du Lumea peut assécher la peau et provoquer des irritations. Cette réaction est sans danger et disparaît en quelques jours. Vous pouvez rafraîchir la zone avec de la glace ou un gant de toilette mouillé. Si la sécheresse persiste, vous pouvez appliquer une lotion hydratante non parfumée sur la zone flashée 24 heures après l'opération.

Effets secondaires rares :

- Brûlures, rougeur excessive et enflure : ces réactions se produisent très rarement et sont généralement provoquées par l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre couleur de peau. Si ces réactions persistent plus de trois jours, consultez votre médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.
- Altération de la pigmentation de la peau : ceci survient très rarement. Une altération de la pigmentation de la peau se manifeste par une zone plus claire ou plus sombre que la zone environnante. Ceci peut survenir si vous avez utilisé une intensité lumineuse trop élevée pour votre couleur de peau. Dans de rares cas (généralement le résultat de l'utilisation d'une intensité trop élevée sur une peau trop sombre), les effets d'une altération de la pigmentation de la peau peuvent durer plus longtemps que d'ordinaire. Dans tous les cas, ces effets ne sont pas définitifs. Ne traitez pas des zones dont la pigmentation a été altérée avant que la décoloration ait disparu et que votre peau ait retrouvé sa couleur normale.
- Infection et inflammation cutanées : très rares, elles peuvent être causées par l'utilisation de l'appareil sur des plaies ou des coupures provoquées par le rasage, sur des plaies existantes ou sur des poils incarnés.
- Douleur excessive : celle-ci peut apparaître pendant ou après la séance si vous avez utilisé l'appareil sur une peau non rasée, à une intensité lumineuse trop élevée pour votre couleur de peau, si vous flashez plusieurs fois sur la même zone et si vous utilisez l'appareil sur des plaies ouvertes, inflammations, infections, tatouages, brûlures, etc. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Important », section « Contre-indications ».

Après utilisation

- N'appliquez pas de produits cosmétiques parfumés sur les zones tout juste flashées.
- N'utilisez pas de déodorant immédiatement après avoir flashé les aisselles. Attendez que les rougeurs aient totalement disparu.
- Pour obtenir des informations sur l'exposition au soleil et le bronzage artificiel, reportez-vous au chapitre « Avant utilisation », section « Conseils de bronzage ».

Nettoyage et entretien



Pour garantir des résultats optimaux et une longue durée de fonctionnement, nettoyez l'appareil avant et après chaque utilisation et, si nécessaire, pendant la séance. L'appareil perd son efficacité si vous ne le nettoyez pas correctement.

Ne nettoyez jamais l'appareil ou ses composants sous le robinet ou au lave-vaisselle.

N'utilisez jamais d'éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Ne rayez jamais le verre filtrant ou le cadre métallique à l'intérieur de l'accessoire corps.

Remarque : Arrêtez d'utiliser l'appareil lorsqu'il n'est plus possible de nettoyer le verre filtrant ou l'accessoire corps.

1 Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.

Remarque : Le verre filtrant chauffe pendant l'utilisation. Assurez-vous qu'il a refroidi avant de le nettoyer.

2 Pour retirer l'accessoire corps, saisissez les saillies supérieure et inférieure, et tirez doucement.



3 Si nécessaire, nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide du tissu de nettoyage fourni avec l'appareil.

4 À l'aide du tissu de nettoyage fourni avec l'appareil, humidifié de quelques gouttes d'eau, nettoyez les pièces suivantes :

- Le verre filtrant
- La surface extérieure de l'accessoire corps
- Le cadre métallique à l'intérieur de l'accessoire corps

Veillez à ne pas mouiller les contacts électroniques.

Remarque : Si l'eau n'est pas assez efficace, nettoyez les pièces mentionnées ci-dessus avec quelques gouttes d'alcool fort.



Remarque : Veillez à nettoyer l'appareil avant et après chaque utilisation et, si nécessaire, pendant la séance, en suivant les instructions de cette section.

Rangement

- 1 Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
- 2 Nettoyez l'appareil avant de le ranger.
- 3 Rangez l'appareil dans la pochette fournie à une température comprise entre $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ et $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Conseil : Nous vous conseillons de conserver le guide de mise en route dans la trousse de rangement afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web **www.shop.philips.com/service** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).

Pièces de rechange

Les pièces de rechange suivantes sont disponibles :

- Accessoire corps
- Adaptateur
- Tissu de nettoyage
- Trousse

Environnement




- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.

Spécificités techniques

Modèles SC1992 et SC1991

Tension nominale	100-240V
Fréquence nominale	50-60 Hz
Entrée nominale	24 W
Protection contre les électrocutions	Classe II 
Niveau de protection	IP 30 (EN 60529)
Conditions de fonctionnement	Température : +15 °C à +35 °C Humidité relative : 30 % à 95 %
Conditions de stockage	Température : -20 °C à +70 °C Humidité relative : 5 % à 95 %
Spectre de l'accessoire	> 500 nm

Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur www.philips.com/support pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
L'adaptateur/ appareil chauffe au cours de la charge.	Ce phénomène est normal.	Aucune action n'est requise.
L'appareil est allumé, mais je ne parviens pas à augmenter ou à diminuer l'intensité lumineuse.	L'appareil doit être réinitialisé.	Pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le, puis rallumez-le. Si vous ne parvenez toujours pas à régler l'intensité lumineuse, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Le voyant « prêt- à-flasher » ne s'allume pas lorsque je place l'appareil sur ma peau.	Vous n'avez pas placé correctement l'appareil sur la peau.	Placez l'appareil perpendiculairement à la peau, de manière à ce que les 4 côtés du système de sécurité intégré touchent la peau, puis vérifiez si le voyant « prêt-à-flasher » reste allumé et appuyez sur le bouton du flash.

Problème	Cause possible	Solution
		Si le problème n'est pas résolu, placez l'appareil sur une zone de votre corps où il est facile d'établir un bon contact, par exemple sur votre avant-bras, puis vérifiez que le voyant « prêt-à-flasher » fonctionne. Si ce n'est pas le cas alors que l'appareil touche votre peau, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Le voyant « prêt-à-flasher » ne s'allume pas lorsque je place l'accessoire corps sur ma peau, mais le ventilateur fonctionne.	La protection anti-surchauffe a été activée.	Lorsque la protection anti-surchauffe a été activée, le ventilateur continue de fonctionner. N'éteignez pas l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de reprendre l'utilisation. Après 5 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Laissez-le alors refroidir pendant 10 minutes supplémentaires. Si le voyant « prêt-à-flasher » ne s'allume pas lorsque vous placez l'appareil sur votre peau, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Le voyant « prêt-à-flasher » est allumé, mais l'appareil n'émet pas de flash lorsque j'appuie sur le bouton du flash.	L'appareil doit être réinitialisé.	Pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le, puis rallumez-le. Si le voyant « prêt-à-flasher » est allumé, mais que l'appareil n'émet toujours pas de flash lorsque vous appuyez sur le bouton du flash, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Le voyant d'intensité 1 continue de clignoter et je ne parviens pas à modifier le réglage.	L'accessoire corps n'est pas placé correctement sur l'appareil.	Placez correctement l'accessoire corps sur l'appareil.
Tous les voyants d'intensité s'allument en alternance.	L'appareil doit être réinitialisé.	Pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le, puis rallumez-le. Si les voyants d'intensité continuent de s'allumer en alternance, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Tous les voyants d'intensité clignotent simultanément.	L'appareil est défectueux.	Contactez le Service Consommateurs de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
L'appareil produit une odeur étrange.	L'accessoire corps et/ou le verre filtrant est sale.	Nettoyez soigneusement l'accessoire corps et le verre filtrant. Si vous ne parvenez pas à le faire, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips pour remplacer l'accessoire corps.

Problème	Cause possible	Solution
	Vous n'avez pas correctement rasé la zone à flasher.	Si la zone à flasher contient des poils, ceux-ci peuvent brûler au passage de l'appareil, ce qui produit une odeur étrange. Rasez correctement la zone à flasher avant d'utiliser l'appareil. Si le rasage irrite votre peau, tondez les poils aussi court que possible et utilisez Lumea Essential à une intensité qui vous convient.
	Vous avez rangé l'appareil dans un lieu poussiéreux.	Nettoyez l'appareil et l'accessoire corps (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).
La peau est plus sensible que d'habitude pendant la séance.	L'intensité lumineuse que vous avez choisie est trop élevée.	Consultez le tableau des couleurs de peau/poils avant chaque utilisation, pour être sûr de choisir l'intensité lumineuse la mieux adaptée pour chaque traitement. Si nécessaire, sélectionnez une intensité lumineuse moins élevée.
	Vous n'avez pas rasé les zones à flasher.	Rasez les zones à flasher avant d'utiliser l'appareil. Si le rasage irrite votre peau, tondez les poils aussi court que possible et utilisez Lumea Essential à une intensité qui vous convient.
	Le verre filtrant est cassé.	Si le verre filtrant est cassé, n'utilisez plus l'appareil afin d'éviter tout risque de réactions cutanées. Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Je ressens une douleur importante lorsque j'utilise l'appareil.	Vous n'avez pas rasé les zones à flasher.	Rasez les zones à flasher avant d'utiliser l'appareil. Si le rasage irrite votre peau, tondez les poils aussi court que possible et utilisez Lumea Essential à une intensité qui vous convient.
	Vous avez flashé une zone pour laquelle l'appareil n'est pas conçu.	L'appareil ne doit pas être utilisé sur le visage, les petites lèvres, le vagin, l'anus, les mamelons et les aréoles. Les hommes ne doivent pas l'utiliser sur le visage ou le scrotum.
	Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop élevée.	Réduisez l'intensité lumineuse à un niveau que vous trouvez confortable. Reportez-vous au chapitre « Avant utilisation », section « Intensité lumineuse ».
	Le verre filtrant est cassé.	Si le verre filtrant ou l'accessoire corps est cassé, n'utilisez plus l'appareil avec cet accessoire. Faites-le remplacer auprès de votre revendeur ou d'un Centre Service Agréé Philips ou contactez le Service Consommateurs Philips.
	L'appareil ne convient pas à votre couleur de peau ou de poils.	N'utilisez pas l'appareil si vos poils sont blond clair, roux, gris ou blancs. N'utilisez pas cet appareil non plus si votre peau est très foncée. Consultez le tableau sur la couleur de peau et de poils dans le guide de mise en route.

Problème	Cause possible	Solution
Des rougeurs apparaissent sur les zones venant d'être flashées.	Il est normal d'observer de légères rougeurs ; celles-ci disparaissent rapidement.	Aucune action n'est requise.
La réaction cutanée suite à la séance dure plus longtemps qu'en temps normal.	Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop élevée.	Sélectionnez une intensité lumineuse moins élevée la prochaine fois. Reportez-vous au chapitre « Avant utilisation », section « Intensité lumineuse ». Si la réaction cutanée persiste plus de 3 jours, contactez votre médecin.
L'épilation n'est pas satisfaisante.	Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop basse.	Faites un test cutané pour déterminer si vous pouvez utiliser une intensité lumineuse plus élevée (reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Première utilisation et test cutané »).
	Vous n'avez pas ménagé des chevauchements suffisants lorsque vous avez utilisé l'appareil.	Pour épiler correctement les poils, vous devez passer l'appareil de manière à ce que les zones flashées se chevauchent. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Utilisation ultérieure », étape 4.
	Vous n'utilisez pas l'appareil aussi souvent que nous le recommandons.	Pour réussir à épiler tous les poils et prévenir la réactivation des racines, les séances doivent être répétées toutes les deux semaines pendant les deux premiers mois. Pour une peau durablement douce, nous vous recommandons de renouveler les séances toutes les quatre à six semaines. La durée entre chaque séance peut varier selon la repousse des poils de chacun et également selon les différentes parties du corps. Si vos poils ont repoussé en abondance entre deux séances, réduisez simplement l'intervalle entre les séances, en veillant toutefois à respecter une fréquence maximale de deux semaines. En choisissant une fréquence supérieure à celle recommandée, vous augmentez le risque de réactions cutanées sans gagner en efficacité.
	Vous répondez au traitement par lumière intense pulsée plus lentement qu'un utilisateur moyen.	Continuez à utiliser l'appareil pendant au moins 6 mois, car le phénomène de ralentissement de la repousse des poils peut prendre plus de temps. Prenez également en compte les autres solutions à ce problème.
	L'appareil ne convient pas à votre couleur de peau ou de poils.	N'utilisez pas l'appareil si vos poils sont blond clair, roux, gris ou blancs. N'utilisez pas cet appareil non plus si votre peau est très foncée. Consultez le tableau sur la couleur de peau et de poils dans le guide de mise en route.

Problème	Cause possible	Solution
Les poils commencent à repousser sur certains points des zones flashées.	Vous n'avez pas ménagé des chevauchements suffisants lorsque vous avez utilisé l'appareil.	Pour épiler correctement les poils, vous devez passer l'appareil de manière à ce que les zones flashées se chevauchent. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Utilisation ultérieure », étape 4.
	Les poils repoussent dans le cadre de leur cycle de vie normal.	La repousse fait partie du cycle de vie normal des poils. Toutefois, les poils qui repoussent sont généralement plus fins et doux.
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil est défectueux.	Contactez le Service Consommateurs de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

La rimozione dei peli tramite la luce è uno dei metodi più efficaci per rimuovere la peluria superflua con risultati duraturi. Questo metodo di epilazione è diverso da quelli più diffusi in quanto riduce considerevolmente la ricrescita. Philips è impegnata nella ricerca in questo settore da oltre 15 anni, con il supporto dei migliori dermatologi. Ora potete utilizzare questa innovativa tecnologia direttamente a casa, ogni volta che volete.

Questo apparecchio è stato progettato e sviluppato per l'utilizzo da parte delle donne ma può essere usato altrettanto bene dagli uomini.

Philips Lumea Essential consente la rimozione dei peli superflui nelle zone del corpo al di sotto della nuca.

Philips Lumea Essential è stato progettato per l'utilizzo da parte di una persona sola.

Per ulteriori informazioni su Philips Lumea Essential, consultate il sito Web www.philips.com/lumea. Controllate regolarmente la nostra homepage per aggiornamenti.

Vantaggi

Questo apparecchio offre i seguenti vantaggi:

Tecnologia IPL (Intense Pulsed Light, tecnologia basata sulla luce pulsata) per l'uso a casa

Philips Lumea Essential utilizza una tecnologia basata sulla luce pulsata, denominata IPL (Intense Pulsed Light). La tecnologia IPL viene utilizzata anche nel mercato professionale della bellezza per l'epilazione ed è in uso da quindici anni. Philips Lumea Essential rende disponibile questa tecnologia innovativa nel comfort della vostra casa.

Prevenzione efficace della ricrescita dei peli per una pelle sempre vellutata

Questo metodo ritarda notevolmente la ricrescita dei peli e garantisce una pelle sempre liscia come la seta. I nostri studi hanno dimostrato una riduzione della ricrescita dei peli già dopo 2 trattamenti. Il risultato ottimale viene generalmente raggiunto dopo 4-5 trattamenti. Già da un trattamento all'altro potrete notare una riduzione dei peli. La rapidità e la durata dei risultati variano da persona a persona. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Come ottenere risultati ottimali" nel capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio".

Trattamento delicato, anche sulle aree del corpo più sensibili


Philips Lumea Essential è stato sviluppato in stretta collaborazione con dermatologi esperti, per garantire un trattamento efficace e delicato anche sulle aree del corpo più sensibili.

Non sono necessarie parti di ricambio, nessun costo nascosto

Philips Lumea Essential è dotato di una lampadina a prestazioni elevate che non richiede la sostituzione. Quest'ultima può generare oltre 100.000 flash di luce per mantenere risultati ottimali per oltre 5 anni* risparmiando allo stesso tempo il denaro per la sostituzione di lampadine costose.

*Sulla base di un uso medio e un regime di trattamento consigliato per un singolo utente.

Funzionamento della tecnologia IPL di Philips



Crescita dei peli

I peli crescono in modo diverso da persona a persona in base all'età, al metabolismo e ad altri fattori, ma generalmente il processo di crescita è composto da 3 fasi.

1 Fase di crescita (fase anagen)




I peli si sviluppano dalla radice. In questa fase la concentrazione di melanina è altissima. La melanina è responsabile della pigmentazione dei peli. La concentrazione di melanina è anche il fattore determinante dell'efficacia della tecnologia IPL. Al trattamento con la luce sono sensibili solo i peli nella fase di crescita.

2 Fase di degradazione (fase catagen)

La crescita del pelo si interrompe, il bulbo si ritira e il pelo fuoriesce.

3 Fase di riposo (fase telogen)

Il vecchio pelo si separa dal bulbo e fuoriesce. Il bulbo rimane a riposo fino a quando l'orologio biologico gli ricorda che è il momento di attivarsi nuovamente e far crescere un altro pelo.



Principio di funzionamento

- L'apparecchio funziona riscaldando il pelo e il bulbo pilifero sotto la cute. La melanina contenuta nel pelo e nel bulbo pilifero assorbe gli impulsi luminosi emessi. Più scuro è il pelo, più luce è in grado di assorbire. Questo processo stimola il pelo ad entrare nella fase di riposo.
 - Tra un trattamento e l'altro, i peli cadono naturalmente e la loro ricrescita è inibita. La caduta dei peli può richiedere una o due settimane.
 - Non è possibile ottenere una epilazione ottimale con una sola sessione, dal momento che sono sensibili al trattamento con la luce solo i peli nella fase crescente. I peli dell'area trattata si trovano generalmente in diverse fasi del ciclo di crescita. Per trattare efficacemente tutti i peli, è necessario ripetere il trattamento una volta ogni due settimane per i primi due mesi.
- Un filtro ottico integrato protegge la cute dalla luce UV e garantisce la sicurezza dell'apparecchio.

Descrizione generale (fig. 5)


- 1 Intensità della luce (1 - 5)
- 2 Pulsante on/off
- 3 Spia di luce pronta
- 4 Fori di ventilazione
- 5 Presa apparecchio
- 6 Pulsante per l'emissione flash
- 7 Aperture per contatti elettronici
- 8 Finestra di emissione della luce con filtro UV integrato
- 9 Contatti elettrici
- 10 Accessorio corpo (adatto per tutte le zone del corpo al di sotto del collo)

- 11 Cornice metallica dentro l'accessorio per il corpo
 - 12 Sistema di sicurezza integrato
 - 13 Adattatore
 - 14 Spinotto
 - 15 Custodia morbida
- Accessori aggiuntivi: panno per la pulizia

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo



- L'acqua e l'elettricità rappresentano una combinazione pericolosa! Non usate l'apparecchio in ambienti umidi (ad esempio vicino a una vasca da bagno riempita d'acqua, a una doccia aperta o a una piscina).
- Non bagnate l'apparecchio e l'adattatore.
- Se l'apparecchio è rotto, non toccate le parti interne per evitare scariche elettriche.
- Non inserite mai alcun oggetto nell'apparecchio.

Avviso

- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio non è destinato a bambine di età inferiore a 15 anni. Le ragazze di età compresa tra 15 e 18 anni possono utilizzarlo con il consenso e/o l'assistenza dei genitori o delle persone che ne fanno le veci. A partire da 19 anni è possibile utilizzare l'apparecchio liberamente.
- Utilizzate esclusivamente l'adattatore in dotazione.
- Non utilizzate l'apparecchio o l'adattatore se sono danneggiati.
- L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- Nel caso in cui l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- Non usate l'apparecchio se il vetro della finestra di emissione della luce è rotto.

Per evitare danni

- Accertatevi che nei fori per la ventilazione non ci sia nulla che ostruisca il flusso dell'aria.
- Proteggete l'apparecchio da urti violenti, forti scosse o cadute.
- Se spostate l'apparecchio da un ambiente molto freddo a un ambiente molto caldo o viceversa, attendete circa 3 ore prima di utilizzarlo.
- Conservate l'apparecchio nell'astuccio in dotazione per evitare che si impolveri.

- Non lasciate l'apparecchio incustodito quando è acceso. Spegnete sempre l'apparecchio dopo l'uso.
- Per evitare danni, non esponete l'apparecchio alla luce diretta del sole o alla luce UV per troppe ore.
- Evitate che il flash venga emesso su superfici diverse dalla pelle. Ciò potrebbe causare seri danni all'accessorio per il corpo e/o alla finestra di emissione della luce. Consentite l'emissione del flash solo quando l'apparecchio è a contatto con la pelle.

Attenzione

- Non usate mai l'apparecchio intorno agli occhi e vicino alle sopracciglia per evitare il rischio di danni agli occhi.
- Usate questo apparecchio solo con impostazioni adatte al vostro tipo di pelle (consultate la tabella nella sezione "Intensità luminose consigliate", all'interno del capitolo "Predisposizione dell'apparecchio"). Utilizzare l'apparecchio a impostazioni più elevate rispetto a quelle consigliate può accrescere il rischio di reazioni cutanee ed effetti collaterali indesiderati.
- Questo apparecchio è stato realizzato unicamente per l'epilazione della peluria umana in aree al di sotto della nuca. Non utilizzatelo per altri scopi.
- Assicuratevi che la cute dell'area da trattare sia pulita, asciutta e priva di creme, lozioni o altri prodotti cosmetici. Se la pelle non è pulita ed asciutta, il sistema di sicurezza integrato potrebbe non funzionare come previsto e l'apparecchio potrebbe non emettere flash di luce o emetterli inavvertitamente.

Per evitare di compromettere la durata del sistema Philips Lumea Essential, ricordate quanto segue:

- Durante l'utilizzo, non esponete l'apparecchio a temperature ambientali inferiori a 15 °C o superiori a 35 °C.
- L'apparecchio è dotato di una protezione dal surriscaldamento integrata. In caso di surriscaldamento, il flash non viene emesso. Non spegnete l'apparecchio e lasciatelo raffreddare per circa 15 minuti prima di continuare il trattamento. Dopo 5 minuti l'apparecchio si spegne automaticamente. Lasciatelo quindi raffreddare per ulteriori 10 minuti.
- Per qualunque controllo o riparazione, l'apparecchio dovrà essere affidato a un centro d'assistenza autorizzato Philips. L'intervento di manodopera non qualificata potrebbe compromettere la sicurezza dell'utente.
- Non usate l'apparecchio nel caso si verifichi una delle situazioni riportate nella sezione "Controindicazioni".

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Controindicazioni

Per chi NON è adatto Philips Lumea Essential?

Il sistema Philips Lumea Essential non è adatto a tutti. Se una o più delle condizioni riportate di seguito corrispondono al vostro caso, questo apparecchio **non** è adatto a voi!

Non usate l'apparecchio in gravidanza o se allattate.

Philips Lumea Essential non è stato testato sulle donne in gravidanza, quindi vi consigliamo di non usare l'apparecchio se siete incinta o allattate al seno. I cambiamenti ormonali potrebbero aumentare la sensibilità della vostra pelle ed il rischio di ferite.

Non usate l'apparecchio se avete una carnagione e/o un colore dei peli non adatto, cioè:

- Se la vostra pelle è di tipo V (vi scottate raramente, vi abbronzate molto bene e il colore della vostra pelle è marrone scuro) o se la vostra pelle è di tipo VI (vi scottate raramente o mai e vi abbronzate molto; avete la pelle nera brunastra o più scura). In questo caso, correte un alto rischio di sviluppare reazioni cutanee quali forte rossore, scottature o scolorimento quando utilizzate il sistema Philips Lumea Essential. Consultate anche il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio", sezione "Possibili reazioni cutanee ed effetti collaterali", e la "Tabella dell'intensità luminosa consigliata" nella guida rapida.
- Se il colore naturale dei peli nelle aree da trattare è biondo chiaro, bianco, grigio o rosso: il trattamento non sarà efficace.

Non usate l'apparecchio se soffrite di una delle malattie sotto elencate, ossia:

- Se siete stati o siete affetti da cancro della pelle o altre forme di cancro localizzate nelle aree da sottoporre al trattamento.
- In caso di lesioni precancerose o di concentrazione di nei atipici nelle aree da sottoporre al trattamento.
- In caso di anamnesi di malattie del collagene, incluse cicatrici cheloidee o scarsa cicatrizzazione.
- In caso di anamnesi di malattie vascolari, ad esempio la presenza di vene varicose o ectasia vascolare nelle aree da sottoporre al trattamento.
- Se la pelle è particolarmente sensibile alla luce e sviluppa facilmente sfoghi cutanei o reazioni allergiche.
- In caso di infezioni, eczema, ustioni, infiammazione dei follicoli piliferi, lacerazioni aperte, abrasioni, cicatrici chirurgiche, herpes simplex, ferite o lesioni ed ematomi nelle aree da sottoporre al trattamento.
- Nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto a interventi chirurgici nelle aree da sottoporre al trattamento.
- In caso di reazioni epilettiche in presenza di flash.
- In caso di diabete, lupus eritematoso, porfiria o insufficienza cardiaca congestizia.
- In caso di disturbi emorragici.
- In caso di anamnesi di malattie immunosoppressive (inclusa l'infezione da HIV o AIDS).

Non usate l'apparecchio se assumete uno dei medicinali sotto elencati, ossia:

- Se la vostra pelle è stata recentemente o è attualmente sottoposta a trattamento con acido glicolico (AHA), acido salicilico (BHA), isotretinoine per uso topico e acido azelaico.
- In caso di assunzione di farmaci contenenti isotretinoina come Accutane® o Roaccutane®, in qualsiasi forma, negli ultimi sei mesi: questo trattamento può rendere la cute più suscettibile a lacerazioni, ferite e irritazioni.
- Se assumete analgesici, in quanto riducono la sensibilità al calore.

- Se assumete medicinali o agenti che provocano fotosensibilità, controllate il foglietto illustrativo e, se sono evidenziate reazioni di fotosensibilità e fototossicità o se si sconsiglia l'esposizione al sole durante l'assunzione del prodotto, non utilizzate l'apparecchio.
- Se assumete farmaci anticoagulanti, inclusa l'aspirina, in un dosaggio tale da non permetterne l'interruzione per almeno 1 settimana prima di ogni trattamento con Lumea.
- Se si assumono farmaci immunosoppressivi.

Non usate l'apparecchio sulle seguenti zone:

- Sul volto.
- Su capezzoli, areole, piccole labbra, vagina, ano e all'interno delle narici e delle orecchie. Consultate il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio", alla sezione "Utilizzo dell'apparecchio nell'area bikini".
- Gli uomini non devono usarlo sullo scroto o sul volto.
- In caso di protesi artificiali, ad esempio in silicone, pace-maker, impianti sottocutanei (erogatori di insulina) o piercing.
- In caso di nei, lentiggini, vene evidenti, aree con pigmentazione più scura, cicatrici o altre anomalie cutanee, consultate il medico, in quanto il trattamento potrebbe provocare ustioni e una modifica del colore della pelle, rendendo potenzialmente più difficile l'identificazione di eventuali malattie della pelle (ad esempio, cancro alla pelle).
- Su verruche, tatuaggi o trucco permanente, in quanto il trattamento potrebbe provocare ustioni e una modifica del colore della pelle (ipopigmentazione o iperpigmentazione).
- Sulle aree dove utilizzate deodoranti a lunga durata, in quanto il trattamento potrebbe provocare reazioni cutanee. Consultate il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio", sezione "Possibili reazioni cutanee ed effetti collaterali".



non usate l'apparecchio se la pelle è scottata, è stata esposta al sole nelle ultime 2 settimane o se avete un'abbronzatura artificiale.

- Tutti i tipi di abbronzatura possono influire sulla sicurezza del trattamento. Ciò è valido per l'esposizione ai raggi solari naturali e per i metodi di abbronzatura artificiali quali lozioni abbronzanti, solarium ecc. Se siete abbronzati o prevedete di abbronzarvi, consultate il capitolo "Predisposizione dell'apparecchio", sezione "Consigli per l'abbronzatura".

Nota: quest'elenco non è esaustivo. Se non siete sicuri di poter usare l'apparecchio, vi consigliamo di consultare un medico.

Predisposizione dell'apparecchio


Per ottenere risultati ottimali, preparate le aree da sottoporre al trattamento nel modo descritto di seguito.

Preparazione delle aree al trattamento

- 1** Rasate le aree desiderate fin quando notate che i peli continuano a ricrescere.

Nota: non usate creme depilatorie al posto della rasatura.

Nota: se l'ultima volta che avete eseguito l'epilazione, avete rimosso i peli alla radice (ad esempio tramite epilazione), potete iniziare il trattamento subito. In questo caso, vi consigliamo di radervi tra un trattamento e l'altro per ottenere risultati ottimali.



Ricordate che effettuare il trattamento su aree non rasate o non rasate adeguatamente comporta una serie di effetti indesiderati:

- La finestra di emissione della luce e l'accessorio per il corpo potrebbero contaminarsi con peli rimossi e sporizia. Una finestra di emissione della luce e un accessorio per il corpo contaminati possono ridurre la durata di funzionamento e l'efficacia dell'apparecchio. La contaminazione della finestra di emissione della luce può inoltre causare dolore durante il trattamento o reazioni cutanee come rossore o scolorimento.
- I peli sulla pelle possono bruciare provocando un odore sgradevole.

2 Pulite la cute e assicuratevi che sia liscia, totalmente asciutta e priva di sostanze oleose (ad esempio residui di deodoranti, lozioni, profumi, creme abbronzanti e schermi solari).

3 Controllate l'apparecchio, in particolare che nella finestra di emissione della luce e nell'accessorio per il corpo non vi siano peli incastrati, polvere e tessuti. Se notate contaminazioni, effettuate la pulizia dell'apparecchio seguendo le istruzioni del capitolo "Pulizia e manutenzione".

se la rasatura causa ferite o lesioni, la vostra pelle potrebbe essere più sensibile al sistema IPL rispetto ad altri tipi di pelle. Il trattamento IPL potrebbe quindi risultare fastidioso o potrebbe portare ad altri effetti collaterali. Vi consigliamo di attendere fino a che l'irritazione non scompaia.

4 Quando il pelo smette di ricrescere, generalmente dopo 4-5 trattamenti, non è più necessario radere l'area prima di utilizzare l'apparecchio.

Intensità luce

A differenza degli apparecchi a luce pulsata professionali, Philips Lumea Essential è stato sviluppato per l'uso da parte del consumatore e quindi gli impulsi luminosi sono più delicati. Pertanto, potete aspettarvi un trattamento **comodo** ed **efficace** con un'intensità luminosa non invasiva. Philips Lumea Essential offre cinque diverse intensità luminose. È necessario regolare l'intensità luminosa in base al colore della pelle e dei peli, impostando il livello che ritenete più adatto.

Nella tabella riportata di seguito, sono riportate le intensità luminose consigliate.

1 Consultate la seguente tabella per stabilire le intensità della luce più adatte al vostro colore della pelle e dei peli.

Consiglio: potete appoggiare la tabella della guida di avvio rapido sulla vostra pelle e verificare con essa il colore della vostra pelle.

Consiglio: vi consigliamo di conservare la guida di avvio rapido nella custodia per riferimenti futuri.

2 Riducete l'intensità luminosa se avvertite dolore o disagio.

le persone con una pelle più scura corrono maggiori rischi di irritazioni cutanee in quanto la pelle assorbe una maggiore quantità di luce. In questo caso, si consiglia di utilizzare intensità minori.

gli impulsi luminosi generano una sensazione di calore più o meno intensa sulla cute, ma non dovrebbero provocare dolore. Le diverse aree del corpo potrebbero richiedere intensità luminose differenti. Consultate la tabella riportata di seguito. Per impedire reazioni cutanee, consultate il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio", sezione "Possibili reazioni cutanee ed effetti collaterali".

Intensità luminose consigliate (1-5)

Nella tabella riportata di seguito, la "x" indica che l'uso dell'apparecchio non è adatto a voi.

Nota: il colore della vostra pelle potrebbe cambiare a causa, ad esempio, di una prolungata abbronzatura. Potrebbe quindi essere più scura rispetto al trattamento precedente. Quindi è importante controllare l'impostazione da usare prima di ogni trattamento e per ogni area. Alcune aree potrebbero essere più scure di altre.

Colore dei peli:	Biondo scuro/castano chiaro/castano scuro/nero	bianco/grigio/rosso/biondo chiaro
Colore della pelle e caratteristiche:		
Bianca (si scotta sempre al sole e non si abbronzata)	4/5	x
Beige (si scotta facilmente al sole, raggiunge una scarsa abbronzatura)	4/5	x
Dorata (a volte si scotta al sole, raggiunge una buona abbronzatura)	4/5	x
Marrone chiaro (si scotta raramente al sole, raggiunge una rapida e buona abbronzatura)	1/2/3	x
Marrone scuro (si scotta raramente al sole, raggiunge un'ottima abbronzatura)	x	x
Nero (si scotta raramente o mai, raggiunge un'abbronzatura molto scura)	x	x

Importante

Per verificare se Philips Lumea Essential è adatto a voi, consultate la sezione "Per chi non è adatto Philips Lumea Essential?".

Consigli per l'abbronzatura

- **Evitate di prendere il sole durante l'uso regolare di Philips Lumea Essential (ogni due settimane).**

L'esposizione al sole potrebbe scurire la pelle (abbronzatura) o causare scottature (arrossamento della pelle). L'utilizzo di Philips Lumea Essential sulla pelle scura (abbronzata) e/o sulla pelle scottata aumenta il rischio di effetti collaterali e reazioni cutanee. Consultate il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio", sezione "Possibili reazioni cutanee ed effetti collaterali".



- **Esposizione al sole prima del trattamento: attendete 2 settimane ed effettuate un test cutaneo.**

Attendete almeno 2 settimane dopo l'esposizione al sole prima di usare l'apparecchio. Effettuate un test cutaneo (consultate il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio", sezione "Primo utilizzo e test cutaneo") sull'area da trattare per stabilire l'intensità luminosa adeguata. Se non viene effettuato il test, si rischia l'insorgenza di reazioni cutanee dopo il trattamento con Philips Lumea Essential.

- **Esposizione al sole dopo il trattamento: attendete 48 ore prima di prendere il sole in seguito al trattamento con Philips Lumea Essential.**

Aspettate almeno 48 ore dopo il trattamento prima di esporre le aree trattate al sole. Anche dopo 48 ore, assicuratevi che la pelle trattata non presenti più gli effetti collaterali del trattamento prima di esporla al sole. Coprite le aree trattate quando vi esponete al sole oppure utilizzate uno schermo solare a protezione totale (SPF 30+) nelle due settimane successive al trattamento. L'esposizione al sole delle aree trattate senza protezione immediatamente dopo il trattamento può accrescere il rischio di reazioni cutanee ed effetti collaterali. Consultate il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio", sezione "Possibili reazioni cutanee ed effetti collaterali".

- **Abbronzatura con luce artificiale**

Seguite le istruzioni delle sezioni "Esposizione al sole prima del trattamento" e "Esposizione al sole dopo il trattamento" di cui sopra.

- **Abbronzatura con creme**

Se avete utilizzato una lozione per l'abbronzatura artificiale, aspettate che l'abbronzatura artificiale scompaia del tutto prima di utilizzare il sistema Philips Lumea Essential.


Nota: per ulteriori dettagli sulle reazioni cutanee indesiderate, consultate il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio", sezione "Possibili reazioni cutanee ed effetti collaterali".

Modalità d'uso dell'apparecchio

Consultate la tabella delle intensità luminose consigliate nel capitolo "Predisposizione dell'apparecchio", sezione "Intensità luminosa" per stabilire le intensità della luce più adatte al colore della pelle e dei peli. Prima di utilizzare l'apparecchio, eseguite una rasatura dell'area da sottoporre al trattamento (consultate il capitolo "Predisposizione dell'apparecchio", sezione "Preparazione delle aree al trattamento").

se in qualsiasi momento il trattamento diventa troppo doloroso, modificate l'impostazione della luce riducendo l'intensità luminosa finché il trattamento non comporta più disagi. Se notate reazioni cutanee più intense di un leggero rossore, interrompete immediatamente il trattamento e consultate la sezione "Possibili reazioni cutanee ed effetti collaterali" di questo capitolo.


Primo utilizzo e test cutaneo




Quando utilizzate l'apparecchio per la prima volta o sulla pelle abbronzata, vi consigliamo di effettuare un test su **ogni** area da trattare per verificare la vostra reazione cutanea e abituarvi al trattamento a luce pulsata.

- 1 Scegliete un'area vicina a quella che intendete trattare.
- 2 Inserite lo spinotto nella presa dell'apparecchio e l'adattatore nella presa di corrente.

Nota: assicuratevi che l'accessorio per il corpo sia posizionato sull'apparecchio.




- 3 Premete il pulsante on/off per accendere l'apparecchio.



► L'intensità luminosa 1 si attiva.


Nota: l'apparecchio seleziona in automatico l'impostazione di intensità luminosa più bassa. Consultate la sezione "Intensità luminosa" nel capitolo "Predisposizione dell'apparecchio" per determinare l'intensità luminosa adeguata.

- 4 Per regolare l'impostazione dell'intensità luminosa, premete una o più volte il pulsante on/off fino a raggiungere l'impostazione desiderata. La spia dell'intensità corrispondente si accende.




- 5 Appoggiate l'apparecchio sulla cute ad un angolo di 90°, in modo che l'accessorio per il corpo sia a contatto con la cute stessa.

Consiglio: per semplificare l'uso dell'apparecchio, tendete la cute nell'area desiderata.



- La spia di luce pronta sulla parte posteriore dell'apparecchio inizia a lampeggiare per indicare che l'apparecchio è pronto a emettere un flash.
- Quando l'apparecchio è pronto a emettere un flash, la spia di luce pronta si illumina in verde fisso.



- 6** Per emettere un flash, premete il relativo pulsante.

*Nota: la luce visibile prodotta dall'apparecchio è il riflesso del flash sulla cute e non danneggia gli occhi. Non è necessario indossare occhiali protettivi durante l'utilizzo. Usate l'apparecchio in una stanza **ben illuminata**; ciò riduce la luminosità percepita del flash.*

- 7** Rilasciate il pulsante una volta che l'apparecchio ha emesso il flash.
- 8** Fate scivolare l'apparecchio sulla pelle nella successiva area da trattare. Fin quando non avvertite fastidio (nessun dolore), aumentate l'impostazione di un livello entro l'intervallo consigliato per il vostro tipo di pelle e applicate un flash per ogni impostazione. Non applicate più di un flash sullo stesso punto.
- 9** Una volta terminato il trattamento, tenete premuto il pulsante on/off per 2 secondi per spegnere l'apparecchio.
- 10** Dopo il test cutaneo, aspettate 24 ore e controllate le reazioni della pelle. In presenza di reazioni cutanee, selezionate l'impostazione più elevata che non ha comportato problemi per l'utilizzo successivo.

Utilizzo successivo

- 1** Prima di ogni trattamento, pulite l'accessorio per il corpo, la finestra di emissione della luce e la cornice metallica all'interno dell'accessorio per il corpo. Per ulteriori informazioni, consultate il capitolo "Pulizia e manutenzione".
- 2** Iniziate ogni trattamento selezionando l'intensità luminosa con molta attenzione, in base alla sensibilità della pelle e al grado di comfort provato. Consultate la sezione "Intensità luminose consigliate" per selezionare l'impostazione adatta alla vostra pelle e al colore dei vostri peli.


Nota: La pelle potrebbe reagire diversamente in giorni/occasioni differenti per una serie di motivi. Per ulteriori informazioni, consultate la sezione "Possibili reazioni cutanee ed effetti collaterali" di questo capitolo.

- 3** Seguite i passaggi 2-6 della sezione precedente ("Primo utilizzo e test cutaneo").

Nota: durante l'utilizzo, il riscaldamento dell'apparecchio e dell'accessorio per il corpo è del tutto normale.

- 4** Fate scivolare l'apparecchio sulla pelle nella successiva area da trattare e ripetete i passaggi 5 e 6 della sezione "Primo utilizzo e test cutaneo" contenuta in questo capitolo. Dopo ogni flash occorrono fino a 3,5 secondi prima che l'apparecchio sia nuovamente pronto. La spia di luce pronta sulla parte posteriore dell'apparecchio inizia a lampeggiare ad indicare che l'apparecchio è in carica. Prima di procedere, attendete fino a quando questa spia si illumina in modo fisso.

Suggerimenti per il modello SC1992: Il modello SC1992 è dotato di funzione di scorrimento e attivazione del flash: per un trattamento più efficace, tenete premuto il pulsante del flash mentre fate scorrere l'apparecchio sulla vostra pelle.



non trattate la stessa area più volte durante una sessione. Ciò non migliora l'efficacia del trattamento, ma aumenta il rischio di reazioni cutanee.

- 5** Per evitare che vi siano aree non trattate, assicuratevi che i flash vengano prodotti a distanza ravvicinata. Si noti che la luce efficace esce solo dalla finestra di uscita relativa. Assicuratevi sempre di non applicare i flash di luce sulla stessa zona due volte.
- 6** Una volta terminato il trattamento, tenete premuto il pulsante on/off per 2 secondi per spegnere l'apparecchio.
- 7** Controllate che sulla finestra di emissione della luce e sull'accessorio per il corpo non vi siano peli o sporcizia e pulite l'apparecchio dopo l'uso (consultate il capitolo "Pulizia e manutenzione").

Consigli

Come ottenere risultati ottimali

- Dopo pochi trattamenti, è normale che i peli siano ancora visibili. (per ulteriori informazioni, consultate il capitolo "Introduzione", sezione "Principio di funzionamento").
- Per rimuovere con successo tutti i peli ed evitare che il bulbo pilifero diventi di nuovo attivo, i trattamenti devono essere ripetuti ogni due settimane per i primi due mesi. La vostra pelle dovrebbe quindi essere liscia e senza peli. Leggete la sezione "Fase di manutenzione" per scoprire come mantenere questi risultati.

Fase di mantenimento

- Per mantenere la pelle liscia e senza peluria, vi consigliamo di ripetere il trattamento ogni quattro-sei settimane. Il tempo che intercorre tra i trattamenti può variare a seconda della ricrescita individuale e delle diverse zone del corpo. Se tra un trattamento e l'altro notate una ricrescita eccessiva, accorciate ulteriormente l'intervallo di tempo tra i trattamenti. Eseguite il trattamento massimo una volta ogni due settimane. Usando l'apparecchio più spesso, non se ne aumenta l'efficacia, si aumenta solo il rischio di reazioni cutanee.

Indicazioni per il trattamento

Tempo di trattamento medio

Area	Durata approssimativa del trattamento
Ascelle	1 minuto per ascella
Area bikini	1 minuto per lato
Intera area bikini	4 minuti
Un polpaccio	8 minuti
Una gamba intera	14 minuti

Nota: ricerche e test hanno consentito di osservare i tempi di trattamento sopra riportati. I tempi di trattamento possono variare da persona a persona.

Aree da trattare

L'apparecchio è progettato per il trattamento dei peli superflui delle ascelle, braccia, addome, area bikini e gambe. Non utilizzatelo sul viso.

Utilizzo dell'apparecchio sulle gambe

Consultate la tabella delle intensità luminose consigliate nel capitolo "Predisposizione dell'apparecchio", sezione "Intensità luminosa" per stabilire le impostazioni adatte per le vostre gambe.

- Potete muovere l'apparecchio verso l'alto e il basso o lungo la gamba nel modo per voi più comodo. Inoltre, per assicurare il pieno contatto con la pelle, potete tenere l'apparecchio appoggiato lateralmente sulla pelle.

Nota: le aree con ossa più esposte come la tibia e le caviglie sono più sensibili delle altre aree del corpo. Quando premete con forza l'accessorio per il corpo su queste aree, la pelle può essere più facilmente soggetta a reazioni cutanee, come irritazioni e rossore. Consultate la sezione "Possibili reazioni cutanee ed effetti collaterali" di questo capitolo. Premete l'accessorio per il corpo sulla pelle finché non si accende la spia del flash, ma non di più.

Utilizzo dell'apparecchio nell'area bikini

Consultate la tabella delle intensità luminose consigliate nel capitolo "Predisposizione dell'apparecchio", sezione "Intensità luminosa" per stabilire le impostazioni adatte per la vostra area bikini.

In linea di principio, Philips Lumea Essential è sicuro e abbastanza delicato per il trattamento dell'intera area bikini (ad esempio per lo stile "Brasiliano" o "Hollywood"). Usate un'impostazione più bassa per la pelle con pigmentazione più scura e più delicata nell'area bikini. Non usate l'apparecchio su: piccole labbra, vagina e ano. Gli uomini che desiderano trattare la zona pubica non devono usare l'apparecchio sullo scroto.



Nota: per ragioni igieniche, pulite sempre l'accessorio per il corpo prima di iniziare il trattamento di un'altra area del corpo (consultate il capitolo "Pulizia e manutenzione").

Utilizzo dell'apparecchio sulle ascelle

Consultate la tabella delle intensità luminose consigliate nel capitolo "Predisposizione dell'apparecchio", sezione "Impostazione dell'intensità luminosa" per stabilire le impostazioni adatte per le vostre ascelle. Accertatevi di rimuovere qualunque deodorante, profumo, crema o altro prodotto per la cura della pelle dalle ascelle prima del trattamento.

Consiglio: per ottenere risultati ottimali sulle ascelle, posizionatevi davanti a uno specchio per vedere bene l'area da trattare e la spia di luce pronta. Alzate il braccio e posizionate la mano sulla parte posteriore del collo per tendere la pelle dell'ascella.

Nota: la luce riflessa non nuoce agli occhi. Se la luce dispersa dovesse risultare fastidiosa, chiudete gli occhi al momento dell'emissione del flash.



Possibili reazioni cutanee ed effetti collaterali

Reazioni cutanee comuni

- La cute potrebbe risultare leggermente arrossata e/o si avverte una sensazione di pizzicore o di calore. Questa reazione è innocua e scompare rapidamente.
- Per un breve istante, sull'area trattata potrebbe verificarsi una reazione simile a una scottatura solare. Se tale reazione non scompare entro 3 giorni, consultate il medico.
- La rasatura o la combinazione di rasatura e trattamento a luce pulsata potrebbe causare pelle secca e irritazione. Si tratta di un fenomeno innocuo che scompare entro pochi giorni. Potete rinfrescare l'area con un po' di ghiaccio o una spugnetta bagnata. Se la secchezza persiste, potete applicare una crema idratante inodore sull'area trattata 24 ore dopo il trattamento.

Effetti collaterali rari

- Scottature, gonfiori e rossore eccessivo: queste reazioni si verificano raramente e generalmente sono il risultato dell'utilizzo di un'intensità luminosa troppo elevata per il colore della vostra pelle. Se queste reazioni non scompaiono entro 3 giorni, consultate il medico. Per il trattamento successivo, aspettate che la pelle sia completamente guarita e utilizzate un'intensità luminosa più bassa.
- Scolorimento della pelle: si verifica molto raramente. Lo scolorimento della pelle si manifesta con zone più scure o più chiare rispetto alle zone circostanti. Questo è il risultato dell'utilizzo di una intensità luminosa troppo elevata per il vostro colore della pelle. In casi rari (di solito frutto dell'applicazione di una intensità troppo elevata sulla pelle troppo scura), gli effetti di una variazione del pigmento possono durare di più del normale. In tutti i casi gli effetti sono comunque reversibili. Non trattate la zona interessata fino a che lo scolorimento non è scomparso e la pelle non ha riacquisito il normale tono.
- Infiammazione e infezione cutanea: si verificano molto raramente e potrebbero essere causate da un utilizzo dell'apparecchio su ferite o tagli dovuti a rasatura, ferite già esistenti o peli incarniti.
- Dolore eccessivo: può verificarsi durante o dopo il trattamento se avete utilizzato l'apparecchio su pelle non rasata o a un'intensità luminosa troppo elevata per il colore della vostra pelle, se applicate il flash sulla stessa area più di una volta e se utilizzate l'apparecchio su ferite aperte, infiammazioni, infezioni, tatuaggi, scottature, ecc. Per ulteriori informazioni, consultate il capitolo "Importante", sezione "Controindicazioni".

Dopo l'uso

- Non applicate sostanze cosmetiche profumate sulle aree trattate immediatamente dopo il trattamento.
- Non utilizzate deodoranti immediatamente dopo il trattamento delle ascelle. Attendete finché l'eventuale rossore della pelle sia completamente scomparso.
- Per informazioni sull'esposizione al sole e sull'abbronzatura artificiale, consultate il capitolo "Predisposizione dell'apparecchio", sezione "Consigli per l'abbronzatura".

Pulizia e manutenzione



per garantire risultati ottimali e una maggiore durata dell'apparecchio, effettuate la pulizia dello stesso prima e dopo ogni utilizzo e, se necessario, anche durante. L'apparecchio perde la sua efficacia se non viene pulito adeguatamente.

non pulite mai l'apparecchio né le sue parti con acqua corrente o in lavastoviglie.


non usate prodotti o sostanze abrasive o detersivi aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

non graffiate la finestra di emissione della luce o la cornice metallica all'interno dell'accessorio per il corpo.

Nota: interrompete l'utilizzo dell'apparecchio quando non è più possibile pulire la finestra di emissione della luce o l'accessorio per il corpo.

- 1 Spegnete l'apparecchio, scollegatelo dalla presa e lasciatelo raffreddare.

Nota: la finestra di emissione della luce si surriscalda durante l'uso. Prima di pulirla, lasciatela raffreddare.



- 2 Per estrarre l'accessorio per il corpo, afferrate le linguette sulla parte superiore e inferiore e tirate delicatamente.


- 3 Se necessario, pulite la parte esterna dell'apparecchio con il panno morbido fornito con l'apparecchio stesso.

- 4 Inumidite il panno morbido fornito con l'apparecchio con poche gocce d'acqua e utilizzatelo per pulire le parti seguenti:

- finestra di emissione della luce
- superficie esterna dell'accessorio per il corpo
- rivestimento metallico all'interno dell'accessorio per il corpo

assicuratevi che i contatti elettronici non si bagnino.

Nota: per effettuare una pulizia efficace delle parti summenzionate, se l'acqua non è sufficiente, utilizzate poche gocce di alcol a percentuale elevata.



Nota: pulite l'apparecchio prima e dopo ogni uso e, se necessario, anche durante il trattamento come indicato nelle istruzioni di questa sezione.

Conservazione

- 1 Spegnete l'apparecchio, scollegatelo dalla presa e lasciatelo raffreddare.
- 2 Pulite l'apparecchio prima di riporlo.
- 3 Riponete l'apparecchio nell'astuccio in dotazione a una temperatura compresa tra $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Consiglio: vi consigliamo di conservare la guida di avvio rapido nella custodia per riferimenti futuri.

Ordinazione degli accessori

Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito **www.shop.philips.com/service** oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l'opuscolo della garanzia internazionale).

Ricambi

Sono disponibili le seguenti parti di ricambio:

- Accessorio corpo
- Adattatore
- Panno per la pulizia
- Custodia morbida

Tutela dell'ambiente




- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non gettate l'apparecchio tra i rifiuti domestici quando non viene più utilizzato, ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo **www.philips.com/support** oppure leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.

Specifiche tecniche

Modelli SC1992 e SC1991

Tensione nominale	100V-240V
Frequenza nominale	50 Hz-60 Hz
Alimentazione nominale	24 W
Protezione dalle scosse elettriche	Classe II 
Classificazione	IP 30 (EN 60529)
Condizioni operative	Temperatura: da +15° a +35°C Umidità relativa: da 30% a 95%
Condizioni di conservazione	Temperatura: da -20 °C a +70 °C Umidità relativa: da 5% a 95%
Spettro dell'accessorio corpo	> 500 nm

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con l'apparecchio. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito **www.philips.com/support** per un elenco di domande frequenti o contattate il centro assistenza clienti del vostro paese.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Durante la ricarica, l'adattatore/ apparecchio si surriscalda.	Si tratta di un fenomeno del tutto normale.	Non è necessario intervenire in alcun modo.
L'apparecchio è acceso ma non riesco ad aumentare o diminuire l'intensità della luce.	L'apparecchio richiede una reimpostazione.	Per effettuare la reimpostazione, spegnete l'apparecchio e riaccendetelo. Se, dopo questa operazione, non è possibile regolare l'intensità della luce, contattate il centro assistenza clienti del vostro paese, il rivenditore Philips o un centro autorizzato Philips.
La spia di luce pronta non si accende quando l'apparecchio viene appoggiato sulla cute.	Non avete posizionato correttamente l'apparecchio sulla pelle.	Posizionate l'apparecchio ad un angolo di 90° sulla pelle in modo tale che tutti i 4 lati del sistema di sicurezza integrato tocchino la pelle. Quindi, verificate che la spia di luce pronta sia accesa e premete il pulsante per l'emissione del flash.

Problema	Possibile causa	Soluzione
		Se questa operazione non produce alcun risultato, appoggiate l'apparecchio su una parte del corpo dove il contatto tra lo stesso e la cute risulti più facile, ad esempio il braccio. Quindi verificate che la spia di luce pronta sia funzionante. Se la spia non inizia a lampeggiare quando appoggiate l'apparecchio sulla cute, contattate il centro assistenza clienti del vostro paese, il rivenditore Philips o un centro autorizzato Philips.
La spia di luce pronta non si accende quando l'accessorio per il corpo viene appoggiato sulla cute, ma la ventola di raffreddamento funziona.	La protezione dal surriscaldamento è stata attivata.	Quando la protezione dal surriscaldamento è attiva, la ventola continua a funzionare. Non spegnete l'apparecchio e lasciatelo raffreddare per circa 15 minuti prima di continuare a utilizzarlo. Dopo 5 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente. Lasciatelo quindi raffreddare per altri 10 minuti. Se la spia di luce pronta continua a non funzionare quando appoggiate l'apparecchio sulla cute, contattate il centro assistenza clienti del vostro paese, il rivenditore Philips o un centro autorizzato Philips.
La spia di luce pronta è accesa ma l'apparecchio non produce un flash alla pressione del relativo pulsante.	L'apparecchio richiede una reimpostazione.	Per effettuare la reimpostazione, spegnete l'apparecchio e riaccendetelo. Se la spia di luce pronta si accende ma l'apparecchio continua a non produrre un flash quando premete il relativo pulsante di emissione, contattate il centro assistenza clienti del vostro paese, il rivenditore Philips o un centro autorizzato Philips.
L'intensità luminosa 1 continua a lampeggiare e non è possibile cambiare l'impostazione.	L'accessorio per il corpo non è inserito correttamente sull'apparecchio.	Inserite correttamente l'accessorio per il corpo sull'apparecchio.
Tutte le spie di intensità si accendono in modo alternato.	L'apparecchio richiede una reimpostazione.	Per effettuare la reimpostazione, spegnete l'apparecchio e riaccendetelo. Se, dopo questa operazione, le spie dell'intensità continuano ad accendersi in modo alternato, contattate il centro assistenza clienti del vostro paese, il rivenditore Philips o un centro autorizzato Philips.
Tutte le luci di intensità lampeggiano contemporaneamente.	L'apparecchio è difettoso.	Contattate il centro assistenza clienti del vostro paese, il rivenditore Philips o un centro autorizzato Philips.
Dall'apparecchio fuoriesce uno strano odore.	L'accessorio per il corpo e/o il vetro del filtro sono sporchi.	Pulite l'accessorio per il corpo e la finestra di emissione della luce in modo accurato. Se non riuscite a pulire l'accessorio per il corpo correttamente, contattate il centro assistenza clienti del vostro paese, il rivenditore Philips o un centro autorizzato Philips per la sostituzione dell'accessorio per il corpo.

Problema	Possibile causa	Soluzione
	Non avete praticato una adeguata rasatura dell'area da sottoporre al trattamento.	Se sono presenti dei peli nell'area da trattare, potrebbero bruciarsi durante l'uso dell'apparecchio. Di conseguenza, produrranno uno strano odore. Si consiglia di radere l'area da sottoporre al trattamento prima di utilizzare l'apparecchio. Se la rasatura provoca irritazioni cutanee, accorciate il più possibile i peli e utilizzate un'impostazione adeguata di Lumea Essential.
	Avete riposto l'apparecchio in un ambiente polveroso.	Pulite l'apparecchio e l'accessorio per il corpo (consultate il capitolo "Pulizia e manutenzione").
La pelle è più sensibile del solito durante il trattamento.	L'intensità luminosa utilizzata è troppo elevata.	Controllate la tabella del colore della pelle/dei peli prima di ogni utilizzo al fine di selezionare la giusta intensità luminosa per ciascun trattamento. Se necessario, selezionate un'intensità luminosa più bassa.
	Non avete rasato le aree da sottoporre al trattamento.	È opportuno radere sempre le aree da trattare prima di utilizzare l'apparecchio. Se la rasatura provoca irritazioni cutanee, accorciate il più possibile i peli e utilizzate un'impostazione adeguata di Lumea Essential.
	La finestra di emissione della luce è rotta.	Se la finestra di emissione della luce è rotta, non utilizzate più l'apparecchio, per evitare il rischio di reazioni cutanee. Contattate il centro assistenza clienti del vostro paese, il rivenditore Philips o un centro autorizzato Philips.
Quando utilizzo l'apparecchio, provo un dolore intenso.	Non avete rasato le aree da sottoporre al trattamento	È opportuno radere sempre le aree da trattare prima di utilizzare l'apparecchio. Se la rasatura provoca irritazioni cutanee, accorciate il più possibile i peli e utilizzate un'impostazione adeguata di Lumea Essential.
	Avete sottoposto al trattamento un'area per la quale non è previsto l'uso dell'apparecchio.	Non usate l'apparecchio sulle piccole labbra, vagina, ano, capezzoli, areole. Gli uomini non devono usarlo sul volto o sullo scroto.
	Avete utilizzato un'intensità luminosa troppo elevata per voi.	Diminuite l'intensità della luce impostando un livello adatto al vostro tipo di pelle. Consultate il capitolo "Predisposizione dell'apparecchio", sezione "Intensità luminosa".
	La finestra di emissione della luce è rotta.	Se la finestra di emissione della luce dell'accessorio per il corpo è rotta, non usate più l'apparecchio con questo accessorio. Rivolgetevi al vostro rivenditore o a un centro assistenza Philips o contattate il centro assistenza clienti per la sostituzione dell'accessorio per il corpo.

Problema	Possibile causa	Soluzione
	L'apparecchio non è adatto al vostro colore della pelle o dei peli.	Non utilizzate l'apparecchio se i peli sono di colore biondo chiaro, rosso, grigio o bianco. Non utilizzate l'apparecchio se avete una pelle olivastra. Consultate la tabella relativa ai tipi di pelle e al colore dei peli nella guida rapida.
Dopo il trattamento, le aree epilate si arrossano.	Un leggero rossore è innocuo e normale e scompare rapidamente.	Non è necessario intervenire in alcun modo.
La reazione cutanea dopo il trattamento dura più del previsto.	Avete utilizzato un'intensità luminosa troppo elevata per voi.	Per il trattamento successivo, selezionate un'intensità luminosa minore. Consultate il capitolo "Predisposizione dell'apparecchio", sezione "Intensità luminosa". Se la reazione cutanea dura più di 3 giorni, consultate il medico.
I risultati del trattamento non sono soddisfacenti.	Avete utilizzato un'intensità luminosa troppo bassa per voi.	Eseguite un test della pelle per determinare se potete usare una intensità luminosa più alta (vedere il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio", sezione "Primo utilizzo e test cutaneo").
	Non avete praticato abbastanza sovrapposizioni durante l'utilizzo dell'apparecchio.	Per ottenere i risultati desiderati, è necessario praticare delle sovrapposizioni durante il trattamento. Consultate il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio", sezione "Utilizzo successivo", passaggio 4.
	Non avete utilizzato l'apparecchio con la frequenza consigliata.	Per rimuovere tutti i peli con successo e impedire al bulbo pilifero di riattivarsi, i trattamenti devono essere ripetuti ogni due settimane per i primi due mesi. Per mantenere la pelle liscia e senza peluria, vi consigliamo di ripetere il trattamento ogni quattro-sei settimane. Il tempo che intercorre tra i trattamenti può variare a seconda della ricrescita individuale e delle diverse zone del corpo. Se tra un trattamento e l'altro notate una ricrescita eccessiva, accorciate ulteriormente l'intervallo di tempo tra i trattamenti. Eseguite il trattamento massimo una volta ogni due settimane. Usando l'apparecchio più spesso, non se ne aumenta l'efficacia, si aumenta solo il rischio di reazioni cutanee.
	Rispondete più lentamente al trattamento IPL rispetto ad un utente normale.	Continuate a usare l'apparecchio per almeno 6 mesi, poiché la ricrescita dei peli può diminuire ancora nel corso di questo periodo. Tenete conto anche delle altre soluzioni a questo problema.

Problema	Possibile causa	Soluzione
	L'apparecchio non è adatto al vostro colore della pelle o dei peli.	Non utilizzate l'apparecchio se i peli sono di colore biondo chiaro, rosso, grigio o bianco. Non utilizzate l'apparecchio se avete una pelle olivastra. Consultate la tabella relativa ai tipi di pelle e al colore dei peli nella guida rapida.
I peli iniziano a crescere di nuovo in alcuni punti sulle aree trattate.	Non avete praticato abbastanza sovrapposizioni durante l'utilizzo dell'apparecchio.	Per ottenere i risultati desiderati, è necessario praticare delle sovrapposizioni durante il trattamento. Consultate il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio", sezione "Utilizzo successivo", passaggio 4.
	I peli cominciano a ricrescere seguendo il ciclo di crescita naturale.	È normale che i peli ricrescano. Tuttavia, i peli ricresciuti tendono ad essere più morbidi e sottili.
L'apparecchio non funziona.	L'apparecchio è difettoso.	Contattate il centro assistenza clienti del vostro paese, il rivenditore Philips o un centro autorizzato Philips.

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

Ontharen met behulp van licht is een van de doeltreffendste methoden om ongewenst lichaamshaar met langdurig resultaat te behandelen. Deze methode verschilt van bestaande thuisontharingsmethoden omdat het de terugkeer van haargroei aanzienlijk vermindert. Philips heeft deze methode samen met toonaangevende dermatologen meer dan 15 jaar onderzocht. U kunt deze innovatieve technologie nu op aangename wijze toepassen in de privacy van uw eigen huis, wanneer u wilt.

Dit apparaat is speciaal ontworpen en geoptimaliseerd voor gebruik door vrouwen, maar kan ook door mannen worden gebruikt.

Philips Lumea Essential maakt behandeling van ongewenst haar voor alle lichaamsdelen onder de hals mogelijk.

Philips Lumea Essential is ontwikkeld voor gebruik door één persoon.

Ga voor meer informatie over Philips Lumea Essential naar www.philips.com/lumea. Bezoek onze website regelmatig voor het laatste nieuws.

Voordelen

Dit apparaat biedt de volgende voordelen:

Intense Pulsed Light-technologie (IPL) voor thuisgebruik

Philips Lumea Essential gebruikt een op licht gebaseerde technologie die 'Intense Pulsed Light' (IPL) heet. IPL wordt ook in de professionele schoonheidsverzorgingsmarkt gebruikt om haar te verwijderen en wordt al vijftien jaar toegepast. Philips Lumea Essential maakt deze innovatieve technologie nu beschikbaar in uw comfortabele thuisomgeving.

Effectieve teruggroeipreventie voor dagelijkse gladheid

Deze methode biedt u langdurige teruggroeipreventie en een zijdezachte huid. Uit onze onderzoeken is gebleken dat de hoeveelheid haar al na twee behandelingen aanzienlijk afneemt. Een optimaal resultaat werd meestal bereikt na vier tot vijf behandelingen. Na elke behandeling is een afname van de haardichtheid waarneembaar: Hoe snel het effect zichtbaar wordt en hoe lang het resultaat aanhoudt, varieert per persoon. Zie voor meer informatie 'Optimale resultaten behalen' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken'.

Zachte behandeling, ook op gevoelige delen van het lichaam


Philips Lumea Essential is in nauwe samenwerking met toonaangevende dermatologen ontwikkeld om een effectieve en zachte behandeling te bieden, ook op de gevoeligste delen van het lichaam.

Geen vervangingsonderdelen nodig, geen onverwachte kosten

Philips Lumea Essential is uitgerust met een lamp voor hoge prestaties die niet vervangen hoeft te worden. Deze lamp kan meer dan 100.000 keer flitsen. U kunt hiermee meer dan 5 jaar* voortdurend resultaten behalen en tegelijkertijd geld besparen op dure vervangingslampen.

*Gebaseerd op een gemiddeld gebruikscenario en aanbevolen behandelingsregime voor een gebruiker.

Hoe werkt de Intense Pulsed Light-technologie van Philips?



Haargroei

De haargroei snelheid varieert per persoon en is afhankelijk van leeftijd, stofwisseling en andere factoren. Niettemin groeit bij iedereen doorgaans het haar in 3 fasen.

1 Groeifase (anagene fase)


Het haar groeit actief vanaf de wortel. In deze fase is de concentratie melanine het hoogst. Melanine is verantwoordelijk voor de pigmentatie van het haar. De melanineconcentratie is ook de bepalende factor voor de doeltreffendheid van de Intense Pulsed Light-technologie. Alleen haren in de groeifase zijn gevoelig voor behandeling met licht.

2 Degradatiefase (catagene fase)

De haargroei stopt en de wortel slinkt voordat de haar uitvalt.


3 Rustfase (telogene fase)

De oude haar raakt los van zijn haarzakje en valt uit. Het haarzakje blijft in rust tot de biologische klok aangeeft dat het opnieuw actief moet worden en een nieuwe haar moet produceren.




Werkingsprincipe

- Het apparaat werkt door haren en haarwortels onder de huid te verhitten. Het melanine in de haar en de bijbehorende haarwortel absorbeert de vrijgekomen lichtpuls. Hoe donkerder de haarkleur, hoe meer licht kan worden geabsorbeerd. Dit proces stimuleert de haar om eerder de rustfase in te gaan.
- Tussen de behandelingen in vallen de haren op natuurlijke wijze uit en wordt de haargroei geremd. Het kan een of twee weken duren voordat de haren uitvallen.



- In één sessie kan het haar niet op optimale wijze worden verwijderd, omdat alleen haren in de groeifase gevoelig zijn voor behandeling met licht. Tijdens een behandeling bevinden haren op het behandelingsgebied zich gewoonlijk in verschillende fasen van de haargroei-cyclus. Om alle haren doeltreffend te behandelen, moet u de behandeling gedurende de eerste twee maanden eens per twee weken herhalen.



Een geïntegreerd optisch filter zorgt ervoor dat er geen UV-licht op de huid komt en dat het apparaat veilig is voor de huid.

Algemene beschrijving (fig. 5)


- 1 Intensiteitslampjes (1-5)
- 2 Aan/uit-schakelaar
- 3 'Klaar om te flitsen'-lampje
- 4 Ventilatieopeningen
- 5 Apparaataansluiting
- 6 Flitsknop
- 7 Openingen voor elektronische contactpunten
- 8 Lichtvenster met geïntegreerd UV-filter
- 9 Elektronische contactpunten
- 10 Lichaamsopzetstuk (geschikt voor alle lichaamsdelen onder de hals)

- 11 Metalen lijst in het lichaamsopzetstuk
 - 12 Geïntegreerd veiligheidssysteem
 - 13 Adapter
 - 14 Kleine stekker
 - 15 Etui
- Ook meegeleverd: reinigingsdoek

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar



- Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie. Gebruik dit apparaat daarom niet in een vochtige omgeving (bijv. in de buurt van een gevuld bad, een werkende douche of een gevuld zwembad).
- Houd het apparaat en de adapter droog.
- Raak als het apparaat kapot is geen delen binnenin aan om een elektrische schok te vermijden.
- Steek nooit voorwerpen in het apparaat.

Waarschuwing

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Het apparaat is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 15 jaar. Tieners tussen de 15 en 18 jaar kunnen het apparaat gebruiken met toestemming en/of hulp van de ouders of personen die ouderlijke zeggenschap over hen hebben. Volwassenen van 19 jaar en ouder kunnen het apparaat zonder beperkingen gebruiken.
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde adapter.
- Gebruik het apparaat en de adapter niet als deze beschadigd zijn.
- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker; aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet als het glas van het lichtvenster gebroken is.

Ga als volgt te werk om schade te voorkomen

- Zorg dat de luchtstroom via de ventilatieopeningen niet wordt belemmerd.
- Stel het apparaat nooit bloot aan zware schokken, schud het niet en laat het niet vallen.

- Als u het apparaat van een zeer koude naar een zeer warme omgeving verplaatst, of omgekeerd, moet u ongeveer 3 uur wachten voordat u het in gebruik neemt.
- Bewaar het apparaat in het meegeleverde etui zodat het niet stoffig wordt.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het ingeschakeld is. Schakel het apparaat na gebruik altijd uit.
- Stel het apparaat niet gedurende meerdere uren bloot aan rechtstreeks zonlicht of UV-licht om schade te voorkomen.
- Flits niet op andere oppervlakken dan de huid. Dit kan ernstige schade aan het lichaamsopzetstuk en/of het lichtvenster veroorzaken. Flits alleen wanneer het apparaat in contact met de huid is.

Let op

- Gebruik het apparaat nooit rond de ogen en nabij de wenkbrauwen om het risico van oogletsel te vermijden.
- Gebruik het apparaat alleen op de standen die geschikt zijn voor uw huidtype (zie de tabel in het gedeelte 'Aanbevolen lichtintensiteit' in het hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik'). Als u hogere standen gebruikt dan wordt aanbevolen, kan het risico op huidreacties en bijwerkingen toenemen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het verwijderen van ongewenst lichaamshaar onder de hals. Gebruik het niet voor andere doeleinden.
- Zorg ervoor dat de huid van het te behandelen gebied schoon en droog is en vrij van crèmes, lotions en andere cosmetica. Als de huid niet schoon en droog is, werkt het geïntegreerde veiligheidssysteem mogelijk niet naar behoren en geeft het apparaat mogelijk geen flitsen of onopzettelijk flitsen.

Houd de volgende zaken in de gaten om te voorkomen dat de levensduur van uw Philips Lumea Essential wordt verkort:

- Stel het apparaat tijdens het gebruik niet bloot aan een omgevingstemperatuur lager dan 15 °C of hoger dan 35 °C.
- Het apparaat is voorzien van een ingebouwde oververhittingsbeveiliging. Als het apparaat oververhit is, flitst het niet. Schakel het apparaat niet uit maar laat het ongeveer 15 minuten afkoelen voordat u doorgaat met de behandeling. Na 5 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Laat het vervolgens nog 10 minuten afkoelen.
- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een onbevoegd persoon kan zeer gevaarlijke situaties opleveren voor de gebruiker.
- Gebruik het apparaat niet als er sprake is van een van de situaties vermeld in het gedeelte 'Contra-indicaties'.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Contra-indicaties

Voor wie is de Philips Lumea Essential NIET geschikt?

Philips Lumea Essential is niet voor iedereen geschikt. Als een van de onderstaande punten op u van toepassing is, dan is dit apparaat **niet** geschikt voor u!

Gebruik het apparaat niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Philips Lumea Essential is niet getest bij zwangere vrouwen. Daarom raden we u af het apparaat te gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Veranderingen in de hormoonspiegel kunnen uw huid gevoeliger maken en het risico op wondjes vergroten.

Gebruik het apparaat nooit als u een ongeschikte huid en/of haarkleur hebt, d.w.z.:

- Als u huidtype V hebt (u verbrandt zelden en u wordt snel bruin; uw huidskleur is donkerbruin) of als u huidtype VI hebt (u verbrandt zelden of nooit en u wordt zeer bruin; uw huidskleur is zeer donkerbruin of donkerder). In dit geval loopt u een groot risico om huidreacties zoals verkleuringen, roodheid of brandwonden te ontwikkelen als u Philips Lumea Essential gebruikt. Zie ook 'Mogelijke bijwerkingen en huidreacties' in het hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken' en raadpleeg de tabel met aanbevolen lichtintensiteiten in de snelstartgids.
- Als uw natuurlijke haarkleur in de te behandelen gebieden lichtblond, wit, grijs of rood is, is de behandeling voor u niet effectief.

Gebruik het apparaat nooit als u aan de hieronder genoemde aandoeningen lijdt:

- Als u een huid-aandoening hebt zoals een actieve vorm van huidkanker, of als u in het verleden huidkanker of een andere vorm van kanker hebt gehad in de te behandelen gebieden.
- Als u precancereuze laesies of meerdere atypische moedervlekken hebt in de te behandelen gebieden.
- Als u in het verleden bent behandeld voor een collageenaandoening, bijvoorbeeld de vorming van een keloïditteken of slecht genezende wonden.
- Als u in het verleden bent behandeld voor een vasculaire aandoening, bijvoorbeeld de aanwezigheid van spataderen of vasculaire ectasie in de gebieden die worden behandeld.
- Als uw huid gevoelig is voor licht en u snel uitslag of een allergische reactie krijgt.
- Als u infecties, eczeem, brandwonden, ontstoken haarzakjes, snijwonden, schaafwonden, herpes simplex, wonden of laesies en hematomen hebt in de te behandelen gebieden.
- Als u geopereerd bent in de te behandelen gebieden.
- Als u lijdt aan epilepsie met overgevoeligheid voor lichtflitsen.
- Als u lijdt aan diabetes, lupus erythematoses, porphyria of een congestieve hartaandoening.
- Als u aan een bloedingsstoornis lijdt.
- Als u in het verleden voor immuniteitsaandoeningen bent behandeld (waaronder HIV-infectie of aids).

Gebruik het apparaat nooit als u een van de hieronder genoemde medicaties gebruikt:

- Als uw huid momenteel wordt behandeld met of onlangs is behandeld met alfa-hydroxyzuren (AHA's), bèta-hydroxyzuren (BHA's), op de huid aangebrachte isotretinoïne en azelaïnezuur.
- Als u gedurende de afgelopen zes maanden een vorm van isotretinoïne zoals Accutane® of Roaccutance® hebt ingenomen. Deze behandeling kan de gevoeligheid van de huid voor scheuren, wondjes en irritaties verhogen.
- Als u pijnstillers inneemt die de gevoeligheid van de huid voor warmte verminderen.
- Als u middelen of medicijnen gebruikt die de lichtgevoeligheid verhogen. Lees in dat geval de bijsluiter en gebruik het apparaat niet als er staat dat het medicijn fotoallergische of fototoxische reacties kan veroorzaken of dat u zonlicht moet vermijden wanneer u het medicijn gebruikt.
- Als u antistollingsmiddelen gebruikt (bijvoorbeeld hoge doses aspirine), op zodanige wijze dat een onthoudingsperiode van 1 week voorafgaand aan elke behandeling met Lumea niet mogelijk is.
- Als u immunosuppressieve medicatie neemt.

Gebruik het apparaat nooit op de volgende gebieden:

- Op het gezicht.
- Op tepels, tepelhoven, binnenste schaamlippen, vagina, anus en de binnenkant van de neusgaten en oren. Zie 'Het apparaat gebruiken op de bikinilijn' in het hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken'.
- Mannen moeten het apparaat niet op het scrotum en het gezicht gebruiken.
- Op of nabij kunstmatige dingen zoals siliconenimplantaten, pacemakers, onderhuidse injectieopeningen (insulinepomp) of piercings.
- Op moedervlekken, sproeten, grote aderen, gebieden met donkerder pigment, littekens of andere huidafwijkingen zonder uw huisarts te raadplegen. Dit kan leiden tot verbrandingen en verandering van de huidskleur, waardoor het mogelijk lastiger wordt huidgerelateerde ziekten te ontdekken (bijv. huidkanker).
- Op wratten, tatoeages of permanente make-up. Dit kan leiden tot verbrandingen en verandering van de huidskleur (hypopigmentatie of hyperpigmentatie).
- Op gebieden waar u langwerkende deodorant gebruikt. Dit kan leiden tot huidreacties. Zie 'Mogelijke bijwerkingen en huidreacties' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken'.

Gebruik het apparaat nooit op door de zon verbrande, onlangs gebruikte (afgelopen 2 weken) of kunstmatig gebruikte huid

- Alle bruiningsmethoden kunnen de veiligheid van de behandeling beïnvloeden. Dit geldt zowel voor blootstelling aan zonlicht als voor kunstmatige bruiningsmethoden zoals bruiningslotions, bruiningsapparaten, enz. Raadpleeg 'Bruiningsadvies' in hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik' als u gebruik bent of van plan bent te bruinen.

Opmerking: Deze lijst is niet volledig. Als u niet zeker bent of u het apparaat kunt gebruiken, raden wij u aan een arts te raadplegen.



Klaarmaken voor gebruik

Voor optimale resultaten moet u de gebieden waarop u het apparaat wilt gebruiken op de hieronder beschreven wijze voorbereiden.

Behandelgebieden voorbehandelen

- 1 Scheer de gebieden die u wilt behandelen zolang het haar nog steeds teruggroeit.

Opmerking: Gebruik geen ontharingscrèmes in plaats van te scheren.

Opmerking: Als tijdens uw laatste epilatiemethode haren met wortel en al zijn verwijderd (bijv. door epileren), kunt u direct met de behandeling beginnen. In dit geval raden we u aan tussen de behandelingen door te scheren voor optimale resultaten.

Let op: behandeling op ongeschoren of niet goed geschoren gebieden heeft een aantal ongewenste effecten:

- Het lichtvenster en het lichaamsopzetstuk kunnen vervuild raken met verdwaalde haren en stof. Een vuil lichtvenster en lichaamsopzetstuk kunnen de effectieve levensduur van het apparaat verkorten. Bovendien kan een vuil lichtvenster ertoe leiden dat de behandeling pijnlijk wordt of huidreacties zoals roodheid en verkleuring ontstaan.
- De haren op uw huid kunnen verbranden, wat een onaangename geur kan veroorzaken.

- 2 Maak uw huid schoon en zorg dat deze haarvrij, volledig droog en vrij van vette substanties is (bijv. resten deodorant, lotion, parfum, bruiningscrème en zonnebrandcrème).

- 3 Controleer het apparaat en met name het lichtvenster en lichaamsopzetstuk op de aanwezigheid van haren, vuil of vezels. Als u vuil ziet, moet u het apparaat schoonmaken volgens de instructies in hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud'.

Als scheren wondjes of schrammen veroorzaakt, is uw huid mogelijk gevoeliger dan normaal voor IPL. De IPL-behandeling kan daardoor onaangenaam aanvoelen of leiden tot andere ongewenste bijwerkingen. We raden u aan te wachten tot de irritatie is verdwenen.


- 4 Wanneer de haren niet meer teruggroeien, wat doorgaans na 4-5 behandelingen het geval is, hoeft u zich niet meer te scheren voor het gebruik van het apparaat.

Lichtintensiteit

Philips Lumea Essential is bedoeld voor consumentengebruik en is niet vergelijkbaar met professionele op licht gebaseerde apparaten. De Philips Lumea Essential gebruikt namelijk zachtere lichtpulsen. U kunt daarom een **handige** en **doeltreffende** behandeling verwachten met een lichtintensiteit die voor u prettig is.

Philips Lumea Essential biedt vijf verschillende lichtintensiteiten. Stel de lichtintensiteit af op uw huidskleur en de kleur van uw lichaamshaar en selecteer een niveau dat u prettig vindt.

Aan de hand van onderstaande tabel met aanbevolen lichtintensiteiten kunt u vaststellen wat de juiste lichtintensiteit voor u is.



- 1** Raadpleeg de volgende tabel om vast te stellen welke lichtintensiteiten het meest geschikt zijn voor uw huidskleur en de kleur van uw lichaamshaar.

Tip: Houd de tabel in de snelstartgids bij uw huid en vergelijk de tabel met uw huidskleur.

Tip: We raden u aan om de snelstartgids in het etui te bewaren, zodat u de gids later nog eens kunt raadplegen.

- 2** Verlaag de lichtintensiteit als u pijn of ongemak ervaart.

Mensen met een donkerdere huid hebben meer kans op huidirritatie, omdat hun huid meer licht absorbeert. Daarom wordt er een lagere lichtintensiteit aanbevolen voor mensen met een donkerdere huid.

De lichtpuls kan warm of heet aanvoelen op de huid, maar mag nooit pijnlijk zijn. Verschillende lichaamsdelen vereisen mogelijk een verschillende lichtintensiteit, zie hiervoor de onderstaande tabel.

Raadpleeg voor het voorkomen van huidreacties ‘Mogelijke bijwerkingen en huidreacties’ in hoofdstuk ‘Het apparaat gebruiken’.

Aanbevolen lichtintensiteit (1-5)

In onderstaande tabel betekent ‘x’ dat het apparaat niet geschikt voor u is.

Opmerking: De kleur van uw huid kan veranderen, bijvoorbeeld omdat uw huid is gebruint. Uw huid kan dan donkerder zijn dan tijdens de vorige behandeling. Het is daarom belangrijk dat u vóór elke behandeling controleert wat de juiste instellingen zijn voor het te behandelen lichaamsdeel. Bepaalde delen zijn mogelijk donkerder dan andere.

Kleur van lichaamsharen:	Donkerblond/lichtbruin/ bruin/donkerbruin/zwart	wit/grijs/rood/ lichtblond
<i>Huidskleur en -kenmerken:</i>		
Wit (altijd verbranden, geen bruining)	4/5	x
Beige (makkelijk verbranden, minimale bruining)	4/5	x
Lichtbruin (verbrandt soms, goede bruining)	4/5	x
Gemiddeld bruin (zelden verbranden, snelle en goede bruining)	1/2/3	x
Donkerbruin (zelden verbranden, zeer goede bruining)	x	x
Zeer donkerbruin en donkerder (zelden of nooit verbranden, zeer donkere bruining)	x	x

Belangrijk

Zie ‘Voor wie is Philips Lumea Essential niet geschikt?’ om te controleren of Philips Lumea Essential geschikt voor u is.



Bruiningsadvies

- **Vermijd zonnebaden wanneer u Philips Lumea Essential regelmatig gebruikt (eens in de twee weken).**

Zonnen kan de huid donkerder maken (bruinen) en/of verbranden (rood worden van de huid). Als u Philips Lumea Essential gebruikt op verdonkerde (gebruinde) en/of verbrande huid, wordt het risico op bijwerkingen en huidreacties groter. Zie 'Mogelijke bijwerkingen en huidreacties' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken'.

- **Blootstelling aan de zon voor een behandeling: wacht 2 weken en voer een huidtest uit.**

Wacht na het zonnen ten minste twee weken voordat u het apparaat gebruikt. Voer een huidtest uit (zie 'Eerste gebruik en huidtest' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken') op het te behandelen gebied om de juiste lichtintensiteit te bepalen. Als u dit niet doet, loopt u het risico huidreacties te krijgen na behandeling met Philips Lumea Essential.

- **Blootstelling aan de zon na behandeling: wacht 48 uur voor het zonnebaden na behandeling met Philips Lumea Essential.**

Wacht ten minste 48 uur na de behandeling voordat u de behandelde delen van de huid aan de zon blootstelt. U moet zelfs na 48 uur controleren of er huidreacties zijn voordat u de huid blootstelt aan de zon. Bedek behandelde gebieden wanneer u de zon in gaat of gebruik een sunblock (beschermingsfactor 30+) gedurende twee weken na behandeling. Blootstelling van behandelde gebieden aan zonlicht zonder bescherming direct na de behandeling kan het risico op ongunstige bijwerkingen en huidreacties vergroten. Zie 'Mogelijke bijwerkingen en huidreacties' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken'.

- **Bruining met kunstlicht**

Volg de instructies in 'Blootstelling aan de zon voorafgaand aan de behandeling' en 'Blootstelling aan de zon na de behandeling' hierboven.

- **Bruining met bruiningscrèmes**

Als u kunstmatige bruiningslotion hebt gebruikt, wacht dan met het gebruik van de Philips Lumea Essential tot de kunstmatige bruining volledig verdwenen is.


Opmerking: Zie voor meer bijzonderheden over ongewenste huidreacties 'Mogelijke bijwerkingen en huidreacties' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken'.

Het apparaat gebruiken

Controleer de tabel met aanbevolen lichtintensiteiten in 'Lichtintensiteit' in hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik' om vast te stellen welke lichtintensiteit het meest geschikt is voor de kleur van uw huid en lichaamshaar. Scheer het gebied dat u wilt behandelen voordat u het apparaat gebruikt (zie 'Behandelgebieden voorbehandelen' in hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik').


Als de behandeling op enig moment pijnlijk wordt, verlaag dan de lichtintensiteitsstand tot de behandeling weer aangenaam aanvoelt. Stop de behandeling onmiddellijk als u huidreacties waarneemt die erger zijn dan een beetje roodheid en lees 'Mogelijke bijwerkingen en huidreacties' in dit hoofdstuk.

Eerste gebruik en huidtest




- 1 Kies een gebied dicht bij het gebied dat u wilt behandelen.
- 2 Steek de kleine stecker in het apparaat en steek de adapter in het stopcontact.

Opmerking: Zorg ervoor dat het lichaamsopzetstuk op het apparaat is geplaatst.




- 3 Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.



- ▷ Intensiteitslampje 1 gaat aan.


Opmerking: Het apparaat selecteert altijd automatisch de laagste lichtintensiteit. Zie 'Lichtintensiteit' in hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik' om de juiste lichtintensiteit te bepalen.

- 4 Pas de lichtintensiteitsinstelling aan door een of meerdere keren op de aan-uitknop te drukken tot de benodigde instelling is bereikt. Het bijbehorende intensiteitslampje begint dan te knipperen.




- 5 Plaats het apparaat loodrecht op de huid zodat het lichaamsopzetstuk in contact staat met de huid.

Tip: Het apparaat is gemakkelijker te gebruiken wanneer u het stuk huid dat u wilt behandelen, strak trekt.



- ▷ Wanneer het apparaat wordt voorbereid op flitsen, begint het 'klaar om te flitsen'-lampje aan de achterzijde van het apparaat te knipperen.
- ▷ Wanneer het apparaat klaar is om te flitsen, brandt het 'klaar om te flitsen'-lampje ononderbroken groen.



- 6** Druk op de flitsknop om een flits af te geven.

Opmerking: Het zichtbare licht dat door het apparaat wordt geproduceerd, is de werkaatsing van de flits op uw huid en is onschadelijk voor uw ogen. U hoeft geen beschermbril te dragen tijdens het gebruik. Gebruik het apparaat in een goed verlichte kamer; dit vermindert de waargenomen helderheid van de flitsen.

- 7** Laat de flitsknop los nadat het apparaat eenmaal heeft geflits.

- 8** Schuif het apparaat over de huid naar het volgende te behandelen gebied. Verhoog de intensiteit steeds een stand binnen het aanbevolen bereik voor uw huidtype en geef op iedere stand een flits af zolang dit aangenaam (niet pijnlijk) aanvoelt. Geef niet meer dan één flits op dezelfde plek af.

- 9** Wanneer u klaar bent met de behandeling, houdt u de aan-uitknop 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

- 10** Wacht na de huidtest 24 uur en controleer uw huid op reacties. Als uw huid reacties vertoont, kies dan de hoogste stand die niet tot huidreacties heeft geleid voor volgende gebruikssessies.

Verder gebruik

- 1** Reinig vóór iedere behandeling het lichaamsopzetstuk, het lichtvenster en de metalen lijst aan de binnenkant van het lichaamsopzetstuk. Zie voor meer informatie hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud'.

- 2** Begin iedere behandeling met het zeer zorgvuldig kiezen van de lichtintensiteit op basis van de gevoeligheid van uw huid en wat u op dat moment als aangenaam ervaart. Zie 'Aanbevolen lichtintensiteit' om de juiste instelling te selecteren voor de combinatie van uw huidskleur en haarkleur.


Opmerking: Uw huid kan om uiteenlopende redenen op verschillende dagen/ momenten verschillend reageren. Zie 'Mogelijke bijwerkingen en huidreacties' in dit hoofdstuk voor meer informatie.

- 3** Volg stap 2-6 van het vorige gedeelte ('Eerste gebruik en huidtest').

Opmerking: Het is normaal dat het apparaat en het lichaamsopzetstuk warm worden tijdens gebruik.

- 4** Schuif het apparaat over de huid naar het volgende te behandelen gebied en herhaal stap 5 en 6 in het gedeelte 'Eerste gebruik en huidtest' van dit hoofdstuk. Na elke flits duurt het maximaal 3,5 seconden tot het apparaat klaar is om opnieuw te flitsen. Het 'klaar om te flitsen'-lampje aan de achterzijde van het apparaat begint weer te knipperen om aan te tonen dat de flitser wordt opgeladen. Ga pas verder wanneer het lampje ononderbroken brandt.

Tip voor SC1992: De SC1992 heeft een 'schuif en flits'-modus: voor een efficiëntere behandeling houdt u de flitsknop ingedrukt terwijl u het apparaat over uw huid schuift.



Behandel precies hetzelfde gebied niet meerdere keren tijdens één sessie. Dit verbetert de doeltreffendheid van de behandeling niet, en vergroot het risico van huidreacties.

- 5** Zorg ervoor dat er steeds wordt geflits op gebieden die dicht bij elkaar liggen; zo voorkomt u dat bepaalde gebieden niet worden behandeld. Onthoud dat het effectieve licht alleen uit het lichtvenster komt. Flits echter niet tweemaal op hetzelfde gebied.
- 6** Wanneer u klaar bent met de behandeling, houdt u de aan-uitknop 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
- 7** Controleer of er haren of vuil op het lichtvenster of het lichaamsopzetstuk zitten en maak het apparaat schoon na gebruik. Zie hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud'.

Tips

Optimale resultaten behalen

- Het is normaal dat er na de eerste behandelingen nog haartjes zichtbaar zijn. Zie 'Werkingprincipe' in hoofdstuk 'Belangrijk' voor meer informatie.
- Om alle haren te verwijderen en te voorkomen dat de haarzakjes weer actief worden, moeten de behandelingen gedurende twee maanden om de twee weken worden herhaald. Uw huid behoort daarna glad en haarloos te zijn. Lees 'Onderhoudfase' om te zien hoe u deze resultaten kunt behouden.

Onderhoudfase

- Om ervoor te zorgen dat uw huid glad en haarloos blijft, raden wij u aan de behandeling elke vier tot zes weken te herhalen. De tijd tussen behandelingen kan variëren, afhankelijk van uw individuele haargroei en ook per lichaamsdeel. Als tussen de behandelingen te veel haren teruggroeien, verkort dan gewoon de tijd tussen de behandelingen. Voer de behandeling echter niet vaker dan eens in de twee weken uit op hetzelfde gebied. Wanneer u het apparaat vaker dan aanbevolen gebruikt, neemt de doeltreffendheid niet toe, maar wel het risico van huidreacties.

Richtlijnen voor behandeling

Gemiddelde behandelingstijd

Gebied	Geschatte behandelingstijd
Oksels	1 minuut per oksel
Bikinilijn	1 minuut per kant
Gehele bikinilijn	4 minuten
Eén onderbeen	8 minuten
Eén geheel been	14 minuten

Opmerking: De gemiddelde behandelingstijden hierboven zijn vastgesteld tijdens onderzoek en tests. De individuele behandelingstijden kunnen per persoon variëren.

Bedoelde behandlungsgebieden

Het apparaat is bedoeld om ongewenste haren op de oksels, armen, buik, bikinilijn en benen te behandelen. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in het gezicht.

Het apparaat op uw benen gebruiken

Raadpleeg de tabel met aanbevolen lichtintensiteiten in 'Lichtintensiteit' in hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik' om te zien welke standen geschikt zijn voor uw benen.

- U kunt het apparaat op en neer of heen en weer over het been bewegen, om het even wat u handiger vindt. U kunt het apparaat ook een slag draaien zodat het volledig in contact blijft met de huid.

Opmerking: Doordat het bot er dicht onder de huid ligt, zijn de scheenbenen en de enkels gevoeliger dan andere delen van het lichaam. Als u het lichaamsopzetstuk hard op deze delen drukt, kan de huid gevoeliger zijn voor huidreacties zoals irritatie en roodheid. Zie 'Mogelijke bijwerkingen en huidreacties' in dit hoofdstuk. Druk het lichaamsopzetstuk niet hard genoeg op de huid om het 'klaar om te flitsen'-lampje te laten branden, maar druk niet harder.

Het apparaat gebruiken op de bikinilijn

Raadpleeg de tabel met aanbevolen lichtintensiteiten in 'Lichtintensiteit' in hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik' om te zien welke standen geschikt zijn voor uw bikinilijn.

In principe is de Philips Lumea Essential veilig en zacht genoeg voor behandeling van de volledige bikinilijn (bijv. Braziliaanse of Hollywood-stijl). Gebruik een lagere stand op donkerder gekleurde, meer gevoelige huid in de bikinilijn. Gebruik het apparaat niet op de binnenste schaamlippen, vagina en anus. Mannen die hun schaamstreek willen behandelen moeten het apparaat niet op het scrotum gebruiken.

Opmerking: Reinig om hygiënische redenen altijd het lichaamsopzetstuk voordat u een ander lichaamsdeel gaat behandelen (zie hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud').



Het apparaat op uw oksels gebruiken

Raadpleeg de tabel met aanbevolen lichtintensiteiten in 'De lichtintensiteit instellen' in hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik' om te zien welke standen geschikt zijn voor uw oksels.

Zorg ervoor dat u deodorant, parfum, crèmes of andere huidverzorgingsproducten van uw oksels verwijdert vóór de behandeling.

Tip: Ga voor optimale resultaten op uw oksels voor een spiegel staan om goed zicht te hebben op het te behandelen gebied en het 'klaar om te flitsen'-lampje. Houd uw arm omhoog en plaats uw hand in uw nek om de huid van uw oksel strak te trekken.

Opmerking: Het weerspiegelde licht veroorzaakt geen schade aan uw ogen. Als het verstrooide licht onaangenaam is, sluit dan uw ogen wanneer u een flits afgeeft.



Mogelijke bijwerkingen en huidreacties

Vaak voorkomende huidreacties:

- Uw huid kan enige roodheid vertonen en/of kan prikken, tintelen of warm aanvoelen. Deze reactie is absoluut onschadelijk en verdwijnt snel.
- Gedurende korte tijd kan een reactie vergelijkbaar met zonnebrand optreden op het behandelde gebied. Raadpleeg uw huisarts als de irritatie na 3 dagen niet verdwenen is.
- Scheren of de combinatie van scheren en lichtbehandeling kan een droge huid en jeuk veroorzaken. Dit is een onschadelijke reactie die binnen enkele dagen verdwijnt. U kunt ter verkoeling een ijskompres of een nat washandje op het gebied leggen. Als de huid droog blijft, kunt u 24 uur na de behandeling een geurloze vochtinbrengende crème aanbrengen op het behandelde gebied.

Zeldzame bijwerkingen:

- Verbranding, overmatige roodheid en zwelling: deze reacties zijn zeldzaam. Ze zijn meestal het gevolg van het gebruik van een te hoge lichtintensiteit voor uw huidskleur. Raadpleeg uw huisarts als deze reacties niet binnen 3 dagen verdwijnen. Wacht met de volgende behandeling tot de huid volledig is hersteld en gebruik een lagere lichtintensiteit.
- Huidverkleuring: dit komt zelden voor. Huidverkleuring is zichtbaar als een vlek die donkerder of lichter is dan de huid eromheen. Dit is het gevolg van het gebruik van een lichtintensiteit die te hoog is voor uw huidskleur. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de huidverkleuring langer aanhoudt dan gebruikelijk; dit is doorgaans het resultaat van een te hoge intensiteit op een te donkere huid. In alle gevallen verdwijnt de verkleuring na verloop van tijd. Behandel de verkleurde gebieden niet tot de verkleuring is verdwenen en uw huid zijn normale kleur heeft teruggekregen.
- Huidinfectie en ontsteking: dit komt zeer zelden voor en kan worden veroorzaakt door gebruik van het apparaat op wondjes of sneetjes die veroorzaakt zijn door scheren, op al bestaande wondjes of op ingegroeide haren.
- Overmatige pijn: dit kan voorkomen tijdens of na de behandeling als u het apparaat hebt gebruikt op ongeschoren huid, als u het apparaat gebruikt op een te hoge lichtintensiteit voor uw huidskleur, als u meerdere malen een flits afgeeft op hetzelfde gebied en als u het apparaat gebruikt op open wonden, ontstekingen, infecties, tatoeages, brandwonden, enz. Zie 'Contra-indicaties' in hoofdstuk 'Belangrijk' voor meer informatie.

Na gebruik

- Gebruik geen geparfumeerde schoonheidsmiddelen op de behandelde gebieden onmiddellijk na de behandeling.
- Gebruik geen deodorant onmiddellijk na behandeling van de oksels. Wacht tot eventuele roodheid van de huid volledig is verdwenen.
- Raadpleeg 'Bruiningsadvies' in hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik' voor informatie over blootstelling aan de zon en kunstmatige bruining.

Reiniging en onderhoud



Het apparaat gaat het langst mee en levert de beste resultaten als u het voor en na elke behandeling en indien nodig ook tijdens de behandeling schoonmaakt. Het apparaat verliest zijn doeltreffendheid als u het niet goed schoonmaakt.

Maak het apparaat en de onderdelen nooit schoon onder de kraan of in de vaatwasmachine.

Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

Maak geen krassen op het lichtvenster of de metalen lijst in het lichaamsopzetstuk.

Opmerking: Gebruik het apparaat niet meer wanneer het lichtvenster en het lichaamsopzetstuk niet meer kunnen worden gereinigd.

- 1 Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

Opmerking: Het lichtvenster wordt heet tijdens het gebruik. Zorg dat het is afgekoeld voordat u het schoonmaakt.

- 2 Als u het lichaamsopzetstuk wilt verwijderen, pakt u de uitsteeksel boven- en onderaan vast en trekt u voorzichtig.



- 3 Maak indien nodig de buitenkant van het apparaat schoon met het zachte reinigingsdoekje dat bij het apparaat is geleverd.

- 4 Bevochtig het zachte doekje dat bij het apparaat is geleverd met wat druppels water en gebruik het voor het schoonmaken van de volgende onderdelen:
 - het lichtvenster
 - het buitenoppervlak van het lichaamsopzetstuk
 - de metalen behuizing in het lichaamsopzetstuk

Zorg ervoor dat de elektronische contactpunten niet nat worden.

Opmerking: Als water niet doeltreffend reinigt, gebruik dan een paar druppels alcohol met een hoog percentage om de hierboven genoemde onderdelen schoon te maken.

Opmerking: Maak het apparaat voor en na ieder gebruik schoon en indien nodig ook tijdens het gebruik, volgens de instructies in dit gedeelte.



Opbergen

- 1 Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

- 2 Maak het apparaat schoon voordat u het opbergt.

- 3 Bewaar het apparaat in het meegeleverde etui bij een temperatuur tussen de -20 °C en +70 °C.

Tip: We raden u aan om de snelstartgids in het etui te bewaren, zodat u de gids later nog eens kunt raadplegen.

Accessoires bestellen

Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het 'worldwide garantie'-vouwblad voor contactgegevens).

Reserveonderdelen

De volgende reserveonderdelen zijn verkrijgbaar:

- Lichaamsopzetstuk
- Adapter
- Schoonmaakdoekje
- Etui

Milieu



- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.

Garantie en ondersteuning

Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan www.philips.com/support of lees het 'worldwide garantie'-vouwblad.

Technische specificaties

Modellen SC1992 en SC1991

Gemiddeld voltage	100V-240V
Nominale frequentie	50Hz-60Hz
Gemiddeld ingangsvermogen	24 W
Bescherming tegen elektrische schokken	Klasse II
Beschermingsklasse	IP 30 (EN 60529)
Voorwaarden voor een goede werking	Temperatuur: +15 °C tot +35 °C Relatieve vochtigheid: 30% tot 95%
Opbergomstandigheden	Temperatuur: -20 °C tot +70 °C Relatieve vochtigheid: 5% tot 95%
Spectrum van lichaamsopzetstuk	> 500 nm

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie hieronder, ga dan naar **www.philips.com/support** voor een lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Tijdens het opladen wordt de adapter/het apparaat warm.	Dit is normaal.	U hoeft niets te doen.
Ik heb het apparaat ingeschakeld maar ik kan de lichtintensiteit niet verhogen of verlagen.	Het apparaat moet opnieuw worden ingesteld.	U kunt het apparaat opnieuw instellen door het achtereenvolgens uit en in te schakelen. Als u de lichtintensiteit nog steeds niet kunt aanpassen, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land, uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum.
Het 'klaar om te flitsen'-lampje reageert niet wanneer ik het apparaat op de huid plaats.	U hebt het apparaat niet goed op de huid geplaatst.	Plaats het apparaat onder een hoek van 90° op de huid zodat alle vier de kanten van het geïntegreerde veiligheidssysteem de huid raken. Controleer vervolgens of het 'klaar om te flitsen'-lampje ononderbroken brandt en druk op de flitsknop.
		Als dat niet werkt, plaatst u het apparaat op een deel van uw lichaam waar u eenvoudig volledig contact met de huid tot stand kunt brengen. Controleer vervolgens of het 'klaar om te flitsen'-lampje brandt. Als het 'klaar om te flitsen'-lampje nog steeds niet gaat knipperen wanneer u het apparaat op de huid plaatst, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land, uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum.
Het 'klaar om te flitsen'-lampje reageert niet wanneer ik het lichaamsopzetstuk op de huid plaats, maar de koelventilator draait wel.	De oververhittingsbeveiliging is in werking getreden.	Wanneer de oververhittingsbeveiliging in werking is getreden, blijft de ventilator werken. Schakel het apparaat niet uit maar laat het ongeveer 15 minuten afkoelen voordat u het weer gebruikt. Na 5 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Laat het vervolgens nog 10 minuten afkoelen. Als het 'klaar om te flitsen'-lampje nog steeds niet reageert wanneer u het apparaat op de huid plaatst, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land, uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum.


Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het 'klaar om te flitsen'-lampje brandt ononderbroken, maar het apparaat flitst niet wanneer ik op de flitsknop druk.	Het apparaat moet opnieuw worden ingesteld.	U kunt het apparaat opnieuw instellen door het achtereenvolgens uit en in te schakelen. Als het 'klaar om te flitsen'-lampje ononderbroken brandt, maar het apparaat nog steeds niet flitst wanneer u op de flitsknop drukt, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land, uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum.
Intensiteitslampje 1 blijft knipperen en ik kan de instellingen niet wijzigen.	Het lichaamsopzetstuk is niet goed op het apparaat geplaatst.	Plaats het lichaamsopzetstuk goed op het apparaat.
Alle intensiteitslampjes gaan willekeurig aan en uit.	Het apparaat moet opnieuw worden ingesteld.	U kunt het apparaat opnieuw instellen door het achtereenvolgens uit en in te schakelen. Als de intensiteitslampjes willekeurig aan en uit blijven gaan, neemt u contact op met het Consumer Care Centre in uw land, uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum.
Alle intensiteitslampjes knipperen gelijktijdig.	Het apparaat is defect.	Neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land, uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum.
Het apparaat produceert een rare geur.	Het lichaamsopzetstuk en/of het filterglas zijn vuil.	Maak het lichaamsopzetstuk voorzichtig schoon. Als u het lichaamsopzetstuk niet goed kunt reinigen, kunt u contact opnemen met het Consumer Care Centre in uw land, uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum om het lichaamsopzetstuk te vervangen.
	U hebt het gebied dat wordt behandeld, niet goed geschoren.	Als er haren aanwezig zijn op het te behandelen gebied, kunnen deze haren verbranden bij het gebruik van het apparaat. Daarom ruikt u een vreemde geur. Scheer het te behandelen gebied voordat u het apparaat gebruikt. Als het scheren huidirritaties veroorzaakt, trim het haar dan zo kort mogelijk en gebruik de Lumea Essential in een stand die aangenaam aanvoelt.
	U hebt het apparaat in een stoffige omgeving opgeborgen.	Maak het apparaat en het lichaamsopzetstuk schoon (zie hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud').
De huid voelt gevoeliger aan dan normaal tijdens de behandeling.	De lichtintensiteit die u hebt gekozen, is te hoog.	Raadpleeg de huid- en haarkleurtabel vóór elk gebruik om ervoor te zorgen dat u de juiste lichtintensiteit kiest voor elke behandeling. Selecteer zo nodig een lagere intensiteit.
	U hebt de gebieden die worden behandeld, niet geschoren.	Scheer de te behandelen gebieden altijd voordat u het apparaat gebruikt. Als het scheren huidirritaties veroorzaakt, trim het haar dan zo kort mogelijk en gebruik de Lumea Essential in een stand die aangenaam aanvoelt.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Het lichtvenster is kapot.	Als het lichtvenster kapot is, gebruik het apparaat dan niet meer om huidreacties te voorkomen. Neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land, uw dealer of een Philips-servicecentrum.
Bij het gebruik van het apparaat voel ik een onaangename pijnsensatie.	U hebt de gebieden die worden behandeld, niet geschoren.	Scheer de te behandelen gebieden altijd voordat u het apparaat gebruikt. Als het scheren huidirritaties veroorzaakt, trim het haar dan zo kort mogelijk en gebruik de Lumea Essential in een stand die aangenaam aanvoelt.
	U hebt een gebied behandeld waarvoor het apparaat niet is bedoeld.	U moet het apparaat niet gebruiken op uw gezicht, binnenste schaamlippen, vagina, anus, tepels en tepelhoven. Mannen moeten het niet gebruiken op hun gezicht of scrotum.
	De lichtintensiteit die u hebt gebruikt is te hoog voor u.	Verminder de lichtintensiteit tot een niveau dat aangenaam voor u is. Zie 'Lichtintensiteit' in hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik'.
	Het lichtvenster is kapot.	Als het lichtvenster van het lichaamsopzetstuk kapot is, gebruik het apparaat dan niet meer met dit opzetstuk. Ga naar uw dealer of een Philips-servicecentrum of neem contact op met het Consumer Care Centre om het opzetstuk te vervangen.
	Het apparaat is niet geschikt voor de kleur van uw haar of huid.	Gebruik het apparaat niet als uw lichaamshaar lichtblond, rood, grijs of wit is. Gebruik het apparaat ook niet als u een zeer donkere huid hebt. Raadpleeg de tabel met huidkleuren en kleuren van lichaamshaar in de snelstartgids.
De behandelde gebieden worden rood na de behandeling.	Het is onschadelijk en normaal als de huid enigszins rood is en dit verdwijnt snel.	U hoeft niets te doen.
De huidreactie na de behandeling houdt langer aan dan normaal.	De lichtintensiteit die u hebt gebruikt is te hoog voor u.	Kies de volgende keer een lagere lichtintensiteit. Zie 'Lichtintensiteit' in het hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik'. Raadpleeg uw huisarts als de huidreactie langer dan 3 dagen aanhoudt.
De ontharingsresultaten voldoen niet aan de verwachtingen.	De lichtintensiteit die u hebt gebruikt is te laag voor u.	Voer een huidtest uit om te bepalen of u een hogere lichtintensiteit kunt gebruiken (zie 'Eerste gebruik en huidtest' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken').
	U hebt de behandelde gebieden niet voldoende laten overlappen bij het gebruik van het apparaat.	Voor goede ontharingsresultaten moet u de behandelde gebieden laten overlappen bij het gebruik van het apparaat. Zie stap 4 van 'Verder gebruik' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken'.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	U hebt het apparaat niet zo vaak als aanbevolen gebruikt.	Om alle haren succesvol te verwijderen en te voorkomen dat de haarwortel weer actief wordt, moeten de behandelingen gedurende de eerste twee maanden om de twee weken worden herhaald. Om ervoor te zorgen dat uw huid glad blijft, raden wij u aan de behandeling elke vier tot zes weken te herhalen. De tijd tussen behandelingen kan variëren, afhankelijk van uw individuele haargroei en het lichaamsdeel. Als tussen de behandelingen te veel haren teruggroeien, verkort dan de tijd tussen de behandelingen. Voer de behandeling echter niet vaker dan eens in de twee weken uit op hetzelfde gebied. Wanneer u het apparaat vaker dan aanbevolen gebruikt, neemt de doeltreffendheid niet toe, maar wel het risico van huidreacties.
	U reageert langzamer op de IPL-behandeling dan de gemiddelde gebruiker.	Blijf het apparaat ten minste 6 maanden gebruiken, omdat de terugkerende haargroei in deze periode nog steeds kan afnemen. Lees ook de andere oplossingen voor dit probleem.
	Het apparaat is niet geschikt voor de kleur van uw haar of huid.	Gebruik het apparaat niet als uw lichaamshaar lichtblond, rood, grijs of wit is. Gebruik het apparaat ook niet als u een zeer donkere huid hebt. Raadpleeg de tabel met huiskleuren en kleuren van lichaamshaar in de snelstartgids.
Haar begint weer op bepaalde plekken van de behandelde gebieden te groeien.	U hebt de behandelde gebieden niet voldoende laten overlappen bij het gebruik van het apparaat.	Voor goede ontharingsresultaten moet u de behandelde gebieden laten overlappen bij het gebruik van het apparaat. Zie stap 4 van 'Verder gebruik' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken'.
	Haar groeit terug als onderdeel van de natuurlijke haargroeycyclus.	Dit is normaal. Het is onderdeel van de natuurlijke haargroeycyclus dat haar teruggroeit. Doorgaans zijn de haren die teruggroeien echter zachter en dunner.
Het apparaat werkt niet.	Het apparaat is defect.	Neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land, uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum.



www.philips.com

 100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.100.0511.2