



English 4
Dansk 26
Norsk 49
Svenska 71
Suomi 94

Welcome

Welcome to the beauty world of Lumea! You are only a few weeks away from silky-smooth skin.

Philips Lumea uses Intense Pulsed Light (IPL) technology, known as one of the most effective methods to continuously prevent hair regrowth. In close collaboration with skin experts we adapted this light-based technology, originally used in professional beauty salons, for easy and effective use in the safety of your home. Philips Lumea is gentle and offers convenient and effective treatment at a light intensity that you find comfortable. Unwanted hairs are finally a thing of the past. Enjoy the feeling of being hair-free and look and feel amazing every day.

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. For further information, please go to www.philips.com/lumea to find our experts' advice, tutorial videos and FAQs and make the most of your Lumea.

Device overview

- 1 Light exit window with integrated UV filter
- 2 Integrated safety system
- 3 Skin tone sensor
- 4 Flash button
- 5 On/off button
- 6 Intensity lights (1-5)
- 7 'Ready to flash' light
- 8 Device socket
- 9 Adapter
- 10 Small plug

Who should not use Lumea? Contraindications

- Never use the device if you have skin type V and VI (You rarely to never sunburn, very dark tanning). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as hyperpigmentation and hypopigmentation, strong redness or burns.



- Never use the device if you are pregnant or breast feeding as the device was not tested on pregnant or breast feeding women.
- Never use the device if you suffer from any of the diseases listed below:
 - If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated.
 - If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
 - If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
 - If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
 - If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.

6 English

- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- If you have had surgery in the areas to be treated in the last three weeks.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS)
- If you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.
- Never use the device if you take any of the medications listed below:
 - If your skin is currently being treated with or has recently been treated in the past week with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
 - If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
 - If you are on painkillers which reduce the skin's sensitivity to heat.
 - If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the device if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.

- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.
- If you take immunosuppressive medications.
- Never use the device on the following areas:
 - Around the eyes and near the eyebrows.
 - On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
 - Men must not use it on the scrotum and face.
 - Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
 - On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin color, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.
 - On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and a change in skin color.
 - On areas, where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- Never use the device on sunburned, recently tanned or fake-tanned skin.



Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the device, we advise you to consult a doctor.

Important

Danger



- Keep the device and the adapter dry.
- If the device is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Never insert any objects into the device.

Warning

- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- The device is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the device with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults of 18 years and older can use the device freely.
- Always check the device before you use it. Do not use the device or adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the original type.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.

- Do not use the device if the UV filter of the light exit window is broken.

Caution




- This device is not washable. Never immerse the device in water and do not rinse it under the tap.
- For hygienic reasons, the device should only be used by one person.
- Use the device only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- Only use the device for its intended purpose as shown in the user manual.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the device.
- Always return the device to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.


Electromagnetic fields (EMF)

This Philips device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


How IPL works



With IPL technology, gentle pulses of light are applied to the skin and absorbed by the hair root. The darker the hair, the better the pulses of light are absorbed.



The pulses of light stimulate the hair follicle to go into a resting phase. As a consequence, the hair sheds naturally and hair regrowth is prevented, leaving your skin continuously silky-smooth.



The cycle of hair growth consists of different phases. IPL technology is only effective when the hair is in its growing phase. Not all hairs are in the growing phase at the same time. This is why we recommend an 8-week treatment schedule followed by touch-ups to make sure all hairs are effectively treated in the growing phase.

Note: Treatment with Lumea is not effective if you have light blond, blond as light hairs do not absorb enough light. Below you can see the hair colors for which Lumea is suitable and effective.

Suitable body hair colors



What to expect

Immediately after the 1st treatment

After the first treatment, it can take 1 to 2 weeks for the hairs to fall out. In the first weeks following the initial treatments, you still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were not in their growing phase during the first treatments.

After 2–3 treatments

After 2–3 treatments, you should see a noticeable reduction in hair growth. However, to effectively treat all hairs, it is important to keep on treating according to the recommended treatment schedule.

After 4–5 treatments

After 4–5 treatments, you should see a significant reduction of hair growth in the areas that you treated with Lumea. A reduction of hair density should be visible as well. Keep on treating with frequent touch-ups (every 4–8 weeks) to maintain the result.

Tanning advice

Tanning with natural or artificial sunlight



Intentionally exposing your skin to natural or artificial sunlight with the aim of developing a tan influences the sensitivity and color of your skin. Therefore the following is important:

12 English

- After each treatment, wait at least 48 hours before tanning. Even after 48 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore.
- In case of exposing your skin to the sun (without tanning intentionally) in the 48 hours after treatment, use a sunblock SPF 50+ on the treated areas. After this period, you can use a sunblock SPF 30+ for two weeks.
- After tanning, wait at least 2 weeks before you use Lumea. Perform a skin test to determine the appropriate light intensity setting.
- Do not use Lumea on sunburned body areas.
Note: Occasional and indirect sun exposure does not qualify as tanning.

Tanning with creams

If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has disappeared completely before you use the device.

Before you use your Lumea

Pretreating your skin



Before you use Lumea, you should pretreat your skin by removing hairs on the surface of your skin. This allows the light to be absorbed by the hair parts below the skin surface to ensure effective treatment. You can either shave, short-trim, epilate or wax. Do not use depilatory creams, as chemicals may cause skin reactions.



If you chose to wax, please wait 24 hours before using Lumea to let your skin rest. We recommend that you take a shower before the treatment to ensure that all possible residue of wax has been removed from your skin.

- 1 Pretreat the areas you intend to treat with Lumea.
- 2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances.

Note: Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4–5 treatments, you no longer have to pretreat your skin before you use the device.

Skin test

When you use Lumea for the first time or after recent tanning, perform a skin test on each area to be treated. The skin test is necessary to check your skin's reaction to the treatment and to determine the correct light intensity setting for each body area.

- 1 Choose an area close to the area you intend to treat.
- 2 Turn on the device. Make sure you select setting 1.
- 3 Put the device against your skin and press the flash button to release a flash.
- 4 Slide the device over the skin to the next area to be treated.
- 5 Increase the setting by one level, apply a flash and slide the device to the next area. Repeat this for all levels within the recommended range for your skin type.

- 6 After the skin test, wait 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

Using your Philips Lumea

Skin tone sensor

For extra safety, the integrated skin tone sensor measures the skin tone at the beginning of each session and occasionally during the session. If it detects a skin tone that is too dark for treatment with Lumea, the 'ready to flash' light starts blinking orange rapidly and the device automatically disables to prevent you from developing skin reactions. This means that it does not emit pulses when you press the flash button.

Selecting the right light intensity

Lumea provides 5 different light intensities. Depending on your skin type and light intensity level you find comfortable, you can select the right light intensity setting.

- 1 Consult the table below to select the right setting.
- 2 To adjust the light intensity setting, press the on/off button one or more times until you have reached the required setting. The corresponding intensity light lights up green.



Note: The device automatically disables when your skin tone is too dark, to prevent you from developing skin reactions. The integrated skin tone sensor does not tell you which light intensity setting to use, as Philips Lumea gives you the freedom to select the light intensity that you find most convenient.


- 3 Lumea should never be painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting.
- 4 After recent tanning, perform a skin test to determine the right light intensity setting.

Skin type	Skin tone	Light intensity setting
I	White: you always sunburn, never tan.	4/5
II	Beige: you easily sunburn, tan minimally.	4/5
III	Light brown: you sunburn easily, tan slowly to light brown.	3/4
IV	Mid brown: you rarely sunburn, tan easily.	1/2/3
V	Dark brown: you rarely sunburn, tan very easily.	You cannot use the device
VI	Brownish black or darker: you rarely or never sunburn, very dark tanning.	You cannot use the device




Note: Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons.

Handling the device



- 1 Before use, clean the light exit window.
- 2 Put the small plug in the device and put the adapter in the wall socket.
- 3 Switch on the device and select the right light intensity for your skin tone.



- 4 Place the device at a 90° angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.
The integrated safety system prevents unintentional flashing without skin contact.



- 5 Press the device firmly onto your skin to ensure proper skin contact. The device then automatically performs a skin tone analysis and the 'ready to flash' light blinks orange slowly to indicate that you can proceed with the treatment.

Note: When the 'ready to flash' light starts blinking orange rapidly, your skin is not suitable for treatment. In this case, the device automatically disables. You can try to use the device on other areas with a lighter skin tone.

Note: If the 'ready to flash' light lights up orange continuously the device is not completely in contact with your skin.

TIP: If you use Lumea on your bikini area and want to leave some hair in place, make sure that the skin tone sensor is not placed on the remaining hair during the treatment, as this can cause the device to block



- 6 Press the flash button to release a flash. The device makes a soft popping sound. You should feel a warm sensation because of the flash.

Note: The light produced by the device is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes.



- 7 Place the device on the next area to be treated. After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the device is ready to flash again. You can release a flash when the 'ready to flash' light lights up again.
- 8 To make sure that you have treated all areas, release the flashes close to each other. Effective light only comes out of the light exit window, therefore there should be some overlap. However, make sure you flash the same area only once. Flashing the same area twice doesn't improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.
- 9 When you have finished the treatment, press and hold the on/off button for 2 seconds to switch off the device.

Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash

Your Philips Lumea has two treatment modes for more convenient use on different body areas:

- The Stamp & Flash mode is ideal to treat small or curvy areas like knees and underarms. Simply press and release the flash button to release a single flash.
- The Slide & Flash mode offers convenient use on larger areas like legs. Keep the flash button pressed while you slide the device over your skin to release several flashes in a row.

Recommended treatment schedule


For the first 4 to 5 treatments, we advise you to use Philips Lumea once every two weeks to ensure that all hairs are treated.

Touch-up phase



After the initial treatment phase (4-5 treatments), we recommend touch-ups every 4 to 8 weeks, when you see hairs growing back. This is to maintain results and enjoy smooth skin for months. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas.

Treatment time per area



SC1985 is 40% faster than SC1984, SC1983 and offers you shorter treatment times.

After use

Common skin reactions

Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.


Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. You can cool the area with an ice pack or a wet face cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturizer on the treated area 24 hours after the treatment.

Aftercare

After use, you can safely apply lotions, creams, deodorant, moisturizer or cosmetics to the treated areas. If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water.

Cleaning & storage

- 1 After use, switch off the device, unplug it and let it cool down.
- 2 Moisten a soft cloth with a few drops of water and use it to clean the following parts:
 - the light exit window
 - the skin tone sensor
- 3 Store the device in a dust-free and dry place at a temperature between 0 °C and 60 °C.



Guarantee and support

If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the separate worldwide
guarantee leaflet.

Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Technical specifications

SC198X

Rated voltage 100V-240V

Rated frequency 50Hz-60Hz

Rated input 36W

Protection against electric shock Class II

Protections rating IP 30 (EN 60529)

22 English

Operating conditions	Temperature:+10 °C to 35 °C
	Relative humidity: 30% to 75%
Spectrum	>475nm

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the device. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The device/adapter becomes warm during use	This is normal.	No action required.
When I place the device on the skin, it does not release a flash. The 'ready to flash' light blinks orange rapidly.	Your skin tone in the area to be treated is too dark.	Treat other body areas with lighter skin tones with Lumea.

Problem	Possible cause	Solution
The 'ready to flash' light doesn't light up when I place the attachment on my skin, but the cooling fan works.	The overheat protection has been activated.	When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the device, but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue to use it.
The 'ready to flash' light blinks orange slowly but the device does not produce a flash when I press the flash button.	The device needs to be reset.	To reset the device, switch it off and switch it on again.
I cannot increase or decrease the light intensity settings/The intensity lights and the 'ready to flash' light are all on.	The device needs to be reset.	To reset the device, switch it off and switch it on again.
The device produces a strange smell.	<p>The light exit window or the skin tone sensor is dirty.</p> <p>You have not removed the hairs on the area to be treated properly. These hairs may get burned and can cause the smell.</p>	<p>Clean the light exit window and the skin tone sensor carefully.</p> <p>Pretreat your skin before you use Lumea.</p>

Problem	Possible cause	Solution
The skin feels more sensitive than usual during treatment/I experience an unacceptable pain sensation when I use the device.	The light intensity setting you use is too high.	Check if you have selected the right light intensity setting. If necessary, select a lower setting.
	You did not remove the hairs on the areas to be treated.	Pretreat your skin before you use Lumea.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter is broken, do not use the device anymore. Contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	You treated an area for which the device is not intended.	Never use the device on the following areas: inner labia, anus, nipples, areolas, lips, inside the nostrils and ears, around the eyes and near the eyebrows. Men must not use it on the face, neck or on the scrotum.
The skin reaction after treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity setting which is too high for you.	Select a lower intensity next time. See chapter 'Using your Philips Lumea', section 'Selecting the right light intensity'.

Problem	Possible cause	Solution
The results of the treatment are not satisfactory.	You have used a light intensity setting which is too low for you.	Select a higher setting next time.
	You did not flash an area adjacent to an area you treated before.	You have to release the flashes close to each other.
	The device is not effective on your body hair color.	If you have light blond, grey, or red hair, the treatment is not effective.
	You do not use the device as often as recommended.	To remove all hairs successfully, we advise you to follow the recommended treatment schedule. You can reduce the time between treatments, but do not treat more often than once every two weeks.
	You respond more slowly to IPL treatment.	Continue using the device for at least 6 months, as hair regrowth can still decrease over the course of this period.

Velkommen

Velkommen til en verden af skønhed med Lumea! Du er nu kun et par uger fra at have en silkeblød hud.

Philips Lumea anvender en teknologi med Intense Pulsed Light (IPL), der er kendt som en af de mest effektive metoder til varig bekæmpelse af hårvækst. I et nært samarbejde med hudekspertter har vi udviklet denne lysbaserede teknologi, der oprindeligt blev benyttet i professionelle skønhedssaloner, men som du nu let og effektivt kan anvende i dit eget hjem. Philips Lumea arbejder skånsomt, og den giver huden en behagelig og effektiv behandling ved netop den lysintensitet, som du vil finde behagelig. Uønsket hårvækst hører nu definitivt fortiden til. Nyd fornemmelsen af at være fri for uønskede hår – og nyd dit nye look!

For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Du kan finde flere oplysninger på www.philips.com/lumea, hvor der er rådgivning fra vores eksperter, videovejledninger og ofte stillede spørgsmål, så du kan udnytte mulighederne i din Lumea.

Oversigt over apparatet

- 1 Lysudgangsvindue med integreret UV-filter
- 2 Integreret sikkerhedssystem
- 3 Hudfarvesensor
- 4 Blink-knap
- 5 On/off-knap
- 6 Intensitetsindikatorer (1-5)
- 7 "Klar til blink"-indikator
- 8 Stik til apparat

9 Adapter

10 Lille stik

Hvem bør ikke bruge Lumea? Kontraindikationer

- Brug aldrig apparatet, hvis du har hudtype V og VI (solskoldes sjældent eller aldrig, meget mørk brunning). I dette tilfælde løber du en høj risiko for at udvikle hudreaktioner, som f.eks. hyperpigmentering og hypopigmentering, kraftig rødmen eller forbrændinger.



- Brug aldrig apparatet, hvis du er gravid eller ammer. Apparatet er ikke testet på gravide eller på kvinder, der ammer.
- Anvend aldrig apparatet, hvis du lider af en af de sygdomme, der er angivet nedenfor:
 - Hvis du har en hudsygdom, som f.eks. aktiv hudkræft, tidligere har haft hudkræft eller nogen anden form for kræft på de områder, du vil behandle.
 - Hvis du tidligere har haft forstadier til kræft eller flere atypiske modermærker i det område, du vil behandle.
 - Hvis du tidligere har haft problemer med collagen, herunder tidligere ardannelse efter hudsvulst eller dårlig sårheling.
 - Hvis du har haft problemer med blodkarrene, f.eks. åreknuder eller vaskulær ektasi i det område, du vil behandle.

- Hvis din hud er følsom over for lys og får udslæt eller en allergisk reaktion.
- Hvis du har infektioner, eksem, forbrændinger, betændte hårfollikler, åbne rifter, herpessår, sår eller læsioner og buler i de områder, du vil behandle.
- Hvis du er blevet opereret i det område, du vil behandle inden for de seneste tre uger.
- Hvis du har epilepsi og er overfølsom over for blinkende lys.
- Hvis du har diabetes, lupus erythematosus, porfyri eller hjerteproblemer.
- Hvis du har nogen form for blødersygdomme.
- Hvis du har eller har haft sygdomme i immunsystemet (herunder HIV-infektion eller AIDS).
- Hvis du har modtaget strålebehandling eller kemoterapi inden for de seneste 3 måneder.
- Anvend aldrig apparatet, hvis du tager medicin, der er angivet nedenfor:
 - Hvis din hud i øjeblikket bliver behandlet med eller inden for den seneste uge er blevet behandlet med AHA'er (Alpha-Hydroxy Acids), BHA'er (Beta- Hydroxy Acids), lokal isotretinoïn eller azelainsyre.
 - Hvis du har taget nogen form for isotretinoïn Accutane eller Roaccutane inden for de sidste seks måneder. Denne behandling kan gøre, at man lettere får rifter, sår og hudirritation.
 - Hvis du tager smertestillende midler, som reducerer hudens følsomhed over for varme.

- Hvis du tager medikamenter eller medicin, der øger lysfølsomheden, skal du kontrollere indlægssedlen og aldrig bruge apparatet, hvis det angives, at der kan opstå reaktioner i form af lysallergi eller -forgiftning, eller hvis du skal undgå solen, fordi du indtager denne medicin.
- Hvis du tager antikoagulationsmedicin, herunder omfattende brug af aspirin, på en måde, som ikke muliggør en udrensningsperiode af mindst én uges varighed forud for hver behandling.
- Hvis du tager immunforsvarsdæmpende medicin.
- Brug aldrig apparatet på følgende områder:
 - Omkring øjnene og nær øjenbrynen.
 - På brystvorter, areolaer, de indre skamlæber, vagina, anus og indersiden af næseborene og ørerne.
 - Mænd må ikke bruge det på pungen og i ansigtet.
 - Over eller i nærheden af kunstige kropsdele, som f.eks. silikoneimplantater, pacemakere, injektionsporte under huden (insulindispenser) eller piercinger.
 - På modermærker, fregnner, store blodårer, områder med mørkere pigmentering, ar eller problematiske hudområder uden at konsultere din læge. Det kan medføre forbrændinger og hudfarveændringer, som kan gøre det sværere at identificere hudrelaterede sygdomme.
 - På vorter, tatoveringer eller permanent makeup. Det kan medføre forbrændinger og hudfarveændringer.



- På områder, hvor du bruger langtidsholdbar deodorant. Det kan medføre hudreaktioner.
- Anvend aldrig apparatet på solskoldet, nyligt solbrændt eller selvbrunet hud.

Bemærk: Denne liste er ikke udtømmende.
Hvis du ikke er sikker på, om du kan anvende apparatet, anbefaler vi, at du spørger din læge.

Vigtigt

Fare



- Både apparat og adapter skal holdes tørre.
- Hvis apparatet er gået i stykker, må du ikke berøre de indvendige dele, da de kan give elektrisk stød.
- Stik aldrig genstande ind i apparatet.

Advarsel

- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet skal holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.

- Apparatet er ikke beregnet til børn under 15 år. Teenagere på 15-18 år kan bruge apparatet med samtykke og/eller hjælp fra forældrene eller de personer, der har forældremyndigheden. Voksne fra 18 år og opfører kan bruge apparatet efter eget ønske.
- Kontrollér altid apparatet, inden du bruger det. Brug ikke apparatet eller adapteren, hvis en af delene er beskadiget. Udskift altid en beskadiget del med en tilsvarende original type.
- Adapteren indeholder en transformator. Klip ikke adapteren af for at udskifte den med et andet stik, da dette vil føre til farlige situationer.
- Brug ikke apparatet, hvis UV-filteret til lysudgangsvinduet er ødelagt.

Forsiktig




- Dette apparat kan ikke vaskes. Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.
- Af hygiejniske grunde bør apparatet kun anvendes af én person.
- Anvend kun dette apparat med indstillinger, som egner sig til din hudtype. Anvendelse af en højere indstilling end anbefalingerne kan øge risikoen for hudreaktioner og bivirkninger.
- Brug kun apparatet til det tilsigtede formål som vist i brugervejledningen.
- Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler, som f.eks. benzin, acetone eller lignende, til rengøring af enheden.
- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. En uautoriseret reparation kan efterfølgende være til fare for brugeren.


Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.


Sådan fungerer IPL



Med IPL-teknologi påvirkes huden af nænsomme lysimpulser, der absorberes af hår rødderne. Jo mørkere håret er, desto bedre absorberes lysimpulserne.



Lysimpulserne stimulerer hårfolliklen til at gå i hvilefase. På den måde falder hårene naturligt ud, og genvæksten hæmmes, så din hud bliver ved med at være silkeblød.



Kroppens cyklus for hårvækst består af forskellige faser. IPL-teknologi er kun effektiv, når håret er i vækstfasen. Det er ikke alle hår, der er i vækstfasen på samme tid. Derfor anbefaler vi en 8-ugers behandlingsplan, fulgt op af målrettede efterbehandlinger for at sikre, at alle hår er effektivt behandlet i vækstfasen.

Bemærk: Behandling med Lumea er ikke effektiv, hvis du er lysblond, blond, idet lyst hår ikke absorberer tilstrækkeligt lys. Nedenfor er vist de hårfarver, hvor Lumea er velegnet og effektiv.

Velegnede farver for kropsbehåring



Hvad du kan forvente

Straks efter første behandling

Efter første behandling kan der gå 1 til 2 uger, inden håret falder ud. I de første uger efter de indledende behandlinger vil du stadig kunne konstatere, at nogle hår vokser. Det er sandsynligvis hår, der ikke var i vækstfasen i forbindelse med de første behandlinger.

After 2-3 behandlinger

Efter 2-3 behandlinger kan du normalt se en synlig reduktion af hårvæksten. For at opnå en effektiv behandling af alle hår er det dog vigtigt at fortsætte behandlingen i overensstemmelse med den anbefalede behandlingsplan.

After 4-5 behandlinger

Efter 4-5 behandlinger kan du normalt se en væsentlig reduktion af hårvæksten på de områder, du har behandlet med Lumea. Der vil også være en synlig reduktion af hårtætheden. Fortsæt behandlingen med hyppige målrettede efterbehandlinger (med 4-8 ugers mellemrum) for at opretholde resultatet.

Gode råd om solbad

Solbad med naturligt eller kunstigt sollys



Når du bevidst udsætter din hud for naturligt eller kunstigt sollys for at blive brun, vil det have betydning for din huds følsomhed og farve. Derfor er det vigtigt at være klar over følgende:

- Efter hver behandling skal du vente mindst 48 timer, inden du tager solbad. Selv efter 48 timer skal du holde øje med, om den behandlede hud stadig viser tegn på rødmen fra behandlingen.
- Hvis du udsætter din hud for sollys (uden bevidst at solbade) inden for 48 timer efter behandlingen, skal du bruge en solcreme SPF 50+ på de behandlede områder. Efter denne periode kan du bruge en solcreme SPF 30+ i to uger.
- Efter solbad skal du vente mindst 2 uger, inden du bruger din Lumea. Udfør en hudtest for at finde den rette indstilling af lysintensitet.
- Brug ikke Lumea på solskoldede områder på kroppen.

Bemærk: Lejlighedsvis og indirekte soleksponering regnes ikke for solbad.

Bruningscremer

Hvis du har anvendt selvbruner, skal du vente, indtil den kunstige bruning er helt forsvundet, før du bruger dette apparat.

Inden du bruger din Lumea

Forbehandling af huden



Inden du bruger Lumea, skal du forbehandle din hud ved at fjerne hår fra hudoverfladen. Det giver lyset mulighed for at blive absorberet af de hårdele, der befinner sig under hudoverfladen. Dermed opnår du en effektiv behandling. Du kan fjerne hår ved barbering, trimning, epilering eller voksning. Brug ikke hårfjerningslotions, da kemikalierne kan forårsage hudreaktioner.



Hvis du vælger at bruge voks, skal du lade din hud hvile i 24 timer, inden du bruger Lumea. Vi anbefaler, at du tager et brusebad inden behandlingen for at sikre, at eventuelle voksrester er fjernet fra huden.

- 1 Forbered de områder, du vil behandle med Lumea.
- 2 Rens huden, og sørg for, at den er fri for hår, og at den er helt tør og fri for fedtede substanser.

Bemærk: Så snart hårene holder op med at vokse ud igen, hvilket normalt sker efter 4 - 5 behandlinger, behøver du ikke længere forbehandle huden, før du bruger apparatet.

Hudtest

Når du bruger Lumea første gang eller lige efter solbadning, skal du udføre en hudtest på de områder, du vil behandle. Hudtesten er nødvendig for at kunne kontrollere din huds reaktion på behandlingen og for at kunne finde frem til den korrekte indstilling af lysintensitet for det pågældende område på kroppen.

- 1 Vælg et område i nærheden af det tilsigtede behandlingsområde.
- 2 Tænd for apparatet. Sørg for at vælge indstilling 1.
- 3 Hold apparatet mod huden, og tryk på blinkknappen for at afgive et blink.
- 4 Skub apparatet hen over huden til det næste behandlingsområde.
- 5 Sæt indstillingen et trin op, afgiv et blink, og skub apparatet til det næste område. Dette gentages for alle trin inden for det anbefalede interval for din hudtype.
- 6 Efter hudtesten skal du vente 24 timer.
Undersøg derefter, om huden har haft nogen form for reaktion. Hvis din hud viser reaktioner, skal du vælge den højeste indstilling, der ikke gav nogen hudreaktion, til den efterfølgende brug.

Brug af Philips Lumea


Hudfarvesensor

For ekstra sikkerhed måler den integrerede hudfarvesensor hudfarven i starten af her session og med mellemrum i løbet af sessionen. Hvis sensoren registerer en hudfarve, som er for mørk til behandling med Lumea, begynder lampen "klar til blink" at blinke hurtigt orange, og apparatet deaktiveres automatisk for at forhindre, at du udvikler hudreaktioner. Det betyder, at apparatet ikke udsender impulser, når du trykker på blink-knappen.

Valg af korrekt lysintensitet

Lumea kan indstilles til 5 forskellige lysintensiteter. Afhængigt af din hudtype og den lysintensitet, du finder behageligt, kan du vælge den rette indstilling for lysintensitet.

- 1 Se tabellen nedenfor, og vælg den rette indstilling.
- 2 For at justere lysintensitetsindstillingen skal du trykke på tænd/sluk-knappen én eller flere gange, indtil du har nået den ønskede indstilling. Den tilsvarende intensitetsindikator lyser grønt.
Bemærk: Apparatet deaktiveres automatisk, når din hud er for mørk, for at undgå, at du udvikler hudreaktioner. Den integrerede hudfarvesensor meddeler dig ikke, hvilken lysintensitetsindstilling du skal anvende, da Philips Lumea giver dig frihed til at vælge den lysintensitet, der passer dig bedst.
- 3 Det må aldrig gøre ondt at bruge din Lumea. Hvis du føler ubehag, skal du reducere indstillingen for lysintensitet.
- 4 Lige efter solbadning bør du udføre en hudtest for at finde den rette indstilling af lysintensitet.



Hudtype	Hudfarve	Indstilling for lysintensitet
I	Hvid: Du solskoldes altid, ingen brunig.	4/5
II	Beige: Du solskoldes nemt, minimal brunig.	4/5

38 Dansk


III	Lysebrun: Du solskoldes nemt, brunes langsomt til lysebrun.	3/4
IV	Mellembrun: Du solskoldes sjældent, nem brunig.	1/2/3
V	Mørkebrun: Du solskoldes sjældent, meget nem brunig.	Du kan ikke bruge enheden
VI	Brunlig sort eller mørkere: Du solskoldes sjældent eller aldrig, meget mørk brunig.	Du kan ikke bruge enheden




Bemærk: Din hud kan af forskellige årsager reagere forskelligt på forskellige dage og ved forskellige lejligheder.

Betjening af apparatet

- 1 Lysudgangsvinduet skal renses inden brug.
- 2 Sæt det lille stik i apparatet, og sæt adapteren i en stikkontakt.
- 3 Tænd for apparatet, og vælg den rette lysintensitet til din hudfarve.





- 4** Placer apparatet i en vinkel på 90° på huden, så det integrerede sikkerhedssystem er i kontakt med huden.
Dette integrerede sikkerhedssystem forhindrer utsigtede blink uden hudkontakt.



- 5** Pres apparatet fast ind mod huden for at sikre god kontakt med huden. Apparatet foretager derefter automatisk en hudfarveanalyse, og lampen "klar til blink" blinker langsomt orange for at angive, at du kan fortsætte med behandlingen.

Bemærk: Hvis lampen "klar til blink" begynder at blinke hurtigt orange, er huden ikke egnet til behandling. I så fald deaktiveres apparatet automatisk. Du kan prøve at bruge apparatet på andre områder med en lysere hudfarve.

Bemærk: Hvis lampen "klar til blink" lyser konstant orange, er apparatet ikke helt i kontakt med huden.

TIP: Hvis du bruger Lumea i bikiniområdet, og du ønsker at efterlade nogle hår, skal du sørge for, at hudfarvesensoren ikke anbringes på de resterende hår under behandlingen, da dette kan medføre, at apparatet blokeres.



- 6** Tryk på blink-knappen for at afgive et blink. Apparatet udsender en blød, smældende lyd. Du vil nu kunne mærke en varm fornemmelse på grund af blinket.

Bemærk: Det lys, som apparatet afgiver, er uskadeligt for øjnene. Det er ikke nødvendigt at bære beskyttelsesbriller ved brug. Brug apparatet i et godt oplyst rum, så du ikke blændes af lyset.

- 7 Hold apparatet hen på det næste behandlingsområde. Efter hvert blink tager det op til 3,5 sekund, før apparatet er klart til at blinke igen. Du kan afgive et blink, når lampen "klar til blink" lyser igen.
- 8 Afgiv blinkene tæt ved siden af hinanden for at sikre, at hele området behandles. Effektivt lys kommer kun ud af lysudgangsvinduet, og derfor bør der være en vis overlappning. Vær imidlertid opmærksom på kun at blinke én gang på samme område. Det øger ikke behandlingens effektivitet at blinke på det samme område to gange, men det øger risikoen for hudreaktioner.
- 9 Når du er færdig med behandlingen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde i 2 sekunder for at slukke for apparatet.



To behandlingsmetoder: Tryk og blink og Skub og blink

Din Philips Lumea benyttes ved hjælp af to forskellige behandlingsmetoder, som begge passer til specifikke områder på kroppen:

- Metoden Tryk og blink er ideel til behandling af små eller kurvede områder, som f.eks. knæ og underarme. Du skal ganske enkelt trykke på blink-knappen for at afgive et enkelt blink og derefter slippe den igen.
- Skub og blink-metoden er praktisk til behandling af større områder, som f.eks. benene. Hold blink-knappen nede, mens du flytter apparatet hen over huden. På den måde afgives flere blink efter hinanden.

Anbefalet behandlingsplan

Ved de første 4 til 5 behandlinger anbefaler vi, at du bruger Philips Lumea hver anden uge for at sikre, at alle hår bliver behandlet.




Fase med efterbehandlinger



Efter den indledende fase (4-5 behandlinger) anbefaler vi målrettede efterbehandlinger med 4 til 8 ugers mellemrum, når du kan se, at der er hår, der gror igen. På den måde kan du opretholde de gode resultater og glæde dig over en blød hud i flere måneder. Tidsrummet mellem behandlingerne kan variere afhængigt af den individuelle genvækst af hår og af de forskellige områder på kroppen.

Behandlingstid pr. område



SC1985 er 40 % hurtigere end SC1984 og SC1983 og giver kortere behandlingstider.

Efter brug

Almindelige hudreaktioner

Din hud kan vise en let rødmen, og/eller det stikker i huden, eller huden føles varm. Denne reaktion er helt uskadelig og forsvinder hurtigt.


Tør hud og kløe kan opstå på grund af kombinationen af barbering og lysbehandling. Du kan afköle området med en ispose eller en våd klud. Hvis tørheden varer ved, kan du påføre en uparfumeret fugtighedscreme på det behandlede område 24 timer efter behandlingen.

Efterbehandling

Efter brug kan du roligt påføre lotioner, creme, deodorant, fugtighedscreme eller kosmetik på de behandlede områder. Hvis du oplever hudirritation eller rødmen efter behandling, skal du vente med at påføre noget på din hud, indtil irritationen forsvinder. Hvis du oplever hudirritation efter påføring af et produkt, skal du vaske det af med vand.

Rengøring og opbevaring

- 1 Sluk for apparatet efter brug. Tag stikket ud, og lad det køle af.
- 2 Fugt en blød klud med et par dråber vand, og brug den til at rengøre følgende dele:
 - lysudgangsvinduet
 - hudfarvesensoren
- 3 Opbevar apparatet på et støvfrift og tørt sted ved en temperatur mellem 0 °C og 60 °C.



Reklamationsret og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i den separate folder "World-Wide Guarantee".

Genanvendelse



- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Tekniske specifikationer

SC198X

Nominel spænding 100 - 240 V

Nominel frekvens 50 - 60 Hz

Nominel indgang 36 W

Beskyttelse Klasse II
mod elektrisk stød

Beskyttelses IP 30 (EN 60529)
klasse

Driftsforhold Temperatur: +10 °C til 35 °C

Relativ fugtighed: 30 % til 75 %

Spektrum >475 nm

Fejlfinding

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/support for en liste af ofte stillede spørgsmål, eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet/adapte ren ophedes under brug	Dette er normalt.	Der kræves ingen handling.
Når jeg placerer apparatet på huden, afgiver det ikke et blink. Lampen "klar til blink" blinker hurtigt orange.	Hudfarven i det område, du vil behandle, er for mørk.	Du kan behandle andre kropsområder med lysere hudfarve med Lumea.
Indikatoren for "klar til blink" lyser ikke, når jeg placerer tilbehörs delen på huden, men köleblæseren fungerer.	Beskyttelsesfunktio nen mod overophedning er blevet aktiveret.	Når beskyttelsesfunktionen mod overophedning er blevet aktiveret, fungerer blæseren stadig. Sluk ikke for apparatet, men lad det køle ned i ca. 15 minutter, inden du fortsætter med at bruge det.

46 Dansk

Problem	Mulig årsag	Løsning
Indikatoren for "klar til blink" blinker langsomt orange, men apparatet afgiver ikke et blink, når jeg trykker på blink-knappen.	Apparatet har brug for at blive nulstillet.	Nulstil apparatet ved at slukke det og tænde det igen.
Jeg kan ikke øge eller mindske indstillingerne for lysintensitet/Intensitetslysene og lampen "klar til blink" er alle tændte.	Apparatet har brug for at blive nulstillet.	Nulstil apparatet ved at slukke det og tænde det igen.
Apparatet frembringer en mærkelig lugt.	Lysudgangsvinduet eller hudfarvesensoren er snavset.	Rengør lysudgangsvinduet og hudfarvesensoren omhyggeligt.
	Du har ikke i tilstrækkeligt omfang fjernet håر i det område, du vil behandle. Disse hår kan blive brændt og medføre lugten.	Du skal forbehandle din hud, før du bruger Lumea.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Huden er mere følsom end normalt under behandling/Jeg føler en for ubehagelig smerte, når jeg bruger apparatet.	Den indstilling for lysintensitet, du har valgt, er for høj.	Kontrollér, om du har valgt den korrekte indstilling for lysintensitet. Vælg en lavere indstilling, hvis det er nødvendigt.
	Du har ikke fjernet hår i de områder, du vil behandle.	Du skal forbehandle din hud, før du bruger Lumea.
	UV-filteret til lysudgangsvinduet er gået i stykker.	Hvis UV-filteret er beskadiget, må du ikke længere bruge apparatet. Kontakt dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
	Du har behandlet et område, som apparatet ikke er beregnet til.	Brug aldrig apparatet på følgende områder: Indre skamlæber, anus, brystvorter, areolaer, læber, indvendigt i næsebor og ører, omkring øjne og i nærheden af øjenbryn. Mænd må ikke bruge apparatet i ansigtet, på halsen eller på pungen.
Hudreaktionen efter behandlingen varer længere end normalt.	Du har anvendt en indstilling for lysintensitet, som er for høj til dig.	Vælg en lavere lysintensitet næste gang. Se kapitlet "Brug af Philips Lumea", afsnittet "Valg af korrekt lysintensitet".

Problem	Mulig årsag	Løsning
Resultaterne af behandlingen er ikke tilfredsstillende.	Du har anvendt en indstilling for lysintensitet, som er for lav til dig.	Vælg en højere indstilling næste gang.
	Du har ikke blinket et område ved siden af et område, du har behandlet før.	Du skal afgive blinke tæt siden af hinanden.
	Apparatet virker ikke effektivt på din kropshårfarve.	Hvis du har lysblond, grå eller rødt hår, er behandlingen ikke effektiv.
	Du bruger ikke apparatet så ofte, som det anbefales.	For at fjerne alle hår anbefaler vi, at du følger den anbefalede behandlingsplan. Du kan reducere tidsrummet mellem behandlinger, men foretag ikke behandlingen oftere end én gang hver anden uge.
	Du reagerer langsomt på IPL-behandling.	Fortsæt med at bruge apparatet i mindst 6 måneder, da hårenes genudvækst fortsat kan falde i løbet af denne periode.

Velkommen

Velkommen til Lumeas skjønnhetsverden! Om noen få uker har du silkemyk hud.

Philips Lumea bruker IPL-teknologi (Intense Pulsed Light) som er kjent som en av de mest effektive metodene mot gjenvekst av hår. Denne lysbaserte teknologien, som opprinnelig ble brukt i skjønnhetssalonger, er tilpasset i nært samarbeid med hudekspertes slik at du kan ta i bruk teknologien på en enkel og effektiv måte i trygge omgivelser hjemme. Philips Lumea er skånsom og gir praktisk og effektiv behandling med en behagelig lysintensitet. Nå kan du endelig si farvel til uønsket hårvekst. Nyt følelsen av glatt og hårløs hud, og se fantastisk ut hver eneste dag.

Du får størst utbytte av hjelpen som Philips tilbyr hvis du registererer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.philips.com/lumea der du finner ekspertråd, instruksjonsvideoer og svar på vanlige spørsmål slik at du får størst mulig utbytte av Lumea-produktet ditt.

Oversikt over enheten

- 1 Utgangsvindu for lys med integrert UV-filter
- 2 Integrert sikkerhetssystem
- 3 Hudtonesensor
- 4 Knapp for lysblink
- 5 On/off button
- 6 Intensitetslamper (1–5)
- 7 Lys for Klar til lysblink
- 8 Stikkontakt
- 9 Adapter
- 10 Liten kontakt

Hvem bør ikke bruke Lumea? Kontraindikasjoner

- Apparatet bør ikke brukes hvis du har hudtype V eller VI (sjeldent eller aldri solbrent, svært mørk brunfarge). Personer med denne hudtypen har stor risiko for å få hudreaksjoner, for eksempel hyperpigmentering og hypopigmentering, sterkt rødhett eller forbrenning.



- Enheten må ikke brukes hvis du er gravid eller ammer, fordi den ikke er testet på denne gruppen.
- Bruk aldri enheten hvis du lider av noen av sykdommene som er nevnt nedenfor:
 - Hvis du har en hudsykdom, for eksempel hudkreft, eller hvis du har hatt hudkreft eller en annen type kreft i områdene som skal behandles.
 - Hvis du har prekankrøse lesjoner eller flere atypiske føflekker i behandlingsområdene.
 - Hvis du har tidligere tilfelle av kollagenlidelse, inkludert tidligere tilfelle av abnorm arddannelse eller tidligere tilfelle av dårlig sårheling.
 - Hvis du har hatt en vaskulær lidelse, som åreknuter eller vaskulær ektasi, i behandlingsområdene.
 - Hvis huden din er følsom for lys og du ofte får utslett eller en allergisk reaksjon.

- Hvis du har infeksjoner, eksem, brannsår, betente hårsekker, åpne rifter, skrubbsår, herpes simplex, sår eller lesjoner og hematomer i områdene som skal behandles.
- Hvis du er operert i behandlingsområdene i løpet av de tre siste ukene.
- Hvis du har epilepsi med lysfølsomhet.
- Hvis du har diabetes, lupus erythematosus, porfyri eller medfødt hjertefeil.
- Hvis du har blødningstilstander.
- Hvis du har tilfeller av immunosuppressiv lidelse (inkludert HIV-infeksjon eller AIDS).
- Hvis du har fått strålebehandling eller kjemoterapi de siste tre månedene.
- Bruk aldri enheten hvis du bruker noen av medikamentene som er nevnt nedenfor:
 - Hvis huden din behandles eller nylig er blitt behandlet med AHA (Alpha-Hydroxy Acids – alfahydroksysyrer/fruktsyrer), BHA (Beta-Hydroxy Acids – betahydroksysyrer), lokal isotretinoinsyre den siste uken.
 - Hvis du har tatt noen form for isotretinoinsyre Accutane eller Roaccutane i løpet av de siste seks månedene. Denne behandlingen kan gjøre huden mer mottakelig for rifter, sår og irritasjoner.
 - Hvis du tar smertestillende midler, ettersom det reduserer hudens følsomhet for varme.
 - Hvis du tar fotosensitive midler eller medikamenter, må du sjekke medikamentets pakningsvedlegg. Dersom det står at enheten kan føre til fotoallergiske reaksjoner, fototoksiske reaksjoner eller at du må unngå soling mens du tar denne medisinen, må du aldri bruke apparatet.

- Hvis du tar antikoagulasjonsmedikamenter, inkludert mye aspirin, som ikke tillater en utvaskingsperiode på minimum én uke før hver behandling.
- Hvis du tar medikamenter som hemmer immunforsvaret.
- Bruk aldri enheten på følgende områder:
 - Rundt øynene og nær øyenbrynen.
 - På brystvortene, området rundt brystvortene, de indre kjønnsleppene, vagina, anus eller innsiden av neseborene eller ørene.
 - Menn må ikke bruke det på pungen eller i ansiktet.
 - Over eller i nærheten av noe som er kunstig, slik som silikonimplantater, pacemakere, subkutane injeksjonsporter (insulinbeholder) eller piercinger.
 - På føflekker, fregner, store vene, mørkere pigmentområder, arr eller uregelmessigheter i huden som ikke er undersøkt av lege. Dette kan resultere i forbrenning og fargeforandring. Det kan igjen gjøre det vanskeligere å identifisere hudrelaterte sykdommer.
 - På vorter, tatoveringer eller permanent smink. Dette kan resultere i forbrenning og fargeforandring.
 - Hvis du bruker langtidsvirkende deodoranter. Dette kan resultere i hudreaksjoner.
- Bruk aldri enheten på solbrent, nylig brunet eller kunstig brunet hud.



Merk: Denne listen er ikke fullstendig. Hvis du ikke er sikker på om du kan bruke enheten, anbefaler vi at du rådfører deg med en lege.

Viktig

Fare



- Sørg for å holde både apparatet og adapteren tørr.
- Hvis apparatet er ødelagt, må du ikke berøre noen indre deler – det kan gi deg støt.
- Ikke stikk gjenstander inn i apparatet.

Advarsel

- Denne enheten må ikke brukes av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av enheten av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med enheten.
- Enheten er ikke ment for bruk av barn som er yngre enn 15 år. Tenåringer mellom 15 og 18 år kan bruke enheten med tillatelse og/eller hjelp fra foreldre eller foresatte. Voksne fra 18 år og oppover kan bruke apparatet fritt.
- Kontroller alltid enheten før du bruker den. Ikke bruk enheten eller adapteren hvis de er skadet. Bytt alltid ut en ødelagt del med tilsvarende originaldel.
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke skjær av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Da kan det oppstå en farlig situasjon.
- Ikke bruk enheten hvis UV-filteret til utgangsvinduet for lys er ødelagt.

Forsiktig




- Apparatet kan ikke vaskes. Apparatet må aldri dypes i vann eller skylles under springen.
- Av hygieniske årsaker bør apparatet bare brukes av én person.
- Apparatet bør bare brukes med innstillinger som passer til hudtypen din. Bruk med innstillinger som er høyere enn dette, kan øke faren for hudreaksjoner og bivirkninger.
- Bruk bare denne enheten til beregnet formål som vist i brukerhåndboken.
- Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton for å rengjøre apparatet.
- Ta alltid med apparatet til et autorisert Philips-servicesenter for undersøkelse eller reparasjon. Reparasjon utført av personer som ikke er kvalifiserte, kan medføre ekstremt farlige situasjoner for brukeren.


Elektromagnetiske felt (EMF)

Denne Philips-enheten overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.


Slik fungerer IPL



IPL-teknologien bruker forsiktige lyspulser mot huden som absorberes i hårrøten. Jo mørkere hårfargen er, jo mer lys kan absorberes.



Lyspulsene stimulerer hårsekkene slik at den går inn i en hvilefase. Som en følge av dette faller håret av naturlig, og gjenvekst hemmes, som etterlater silkemyk hud.



Hårets vekstsyklus består av ulike faser. IPL-teknologien er bare effektiv når håret er i vekstfasen. Ikke alle hår er i vekstfasen samtidig. Derfor anbefaler vi en behandlingsplan på 8 uker etterfulgt av etterbehandlinger slik at alle hår får effektiv behandling i vekstfasen.

Merk: Behandling med Lumea er ikke effektivt på lys blondt og blondt hår fordi lyse hår ikke absorberer nok lys. Nedenfor kan du se hårfargene som Lumea-behandlingen er egnet for og effektiv på.

Egnede kroppshårfarger



Hva du kan forvente

Umiddelbart etter første behandling

Etter første behandling kan det ta én til to uker før hårene faller av. De første ukene etter de innledende behandlingene kan du fremdeles se at noen hår vokser. Dette er sannsynligvis hår som

ikke har vært i vekstfasen under de første behandlingene.

Etter to til tre behandlinger

Etter 2 til 3 behandlinger vil du se en merkbar reduksjon i hårveksten. For effektiv behandling av alle hårene er det imidlertid viktig å fortsette behandlingen i henhold til den anbefalte behandlingsplanen.

Etter fire til fem behandlinger

Etter fire til fem behandlinger vil du se en betydelig reduksjon i hårveksten i områdene som er behandlet med Lumea. En reduksjon i hårtettheten bør også være synlig. Fortsett behandlingen, og foreta hyppige etterbehandlinger (hver 4 til 8 uke) for å opprettholde resultatet.

Råd for soling

Soling med naturlig eller kunstig sollys



Hudens følsomhet og farge påvirkes når huden utsettes for naturlig eller kunstig sollys for å oppnå brunfarge. Derfor er følgende viktig:

- Vent minst 48 timer før du soler deg etter hver behandling. Selv etter 48 timer bør du kontrollere at det behandlede hudområdet ikke viser tegn til rødhet.

- Hvis du eksponerer huden mot solen (uten at du har ment å sole deg) i løpet av 48 timer etter en behandling, bør du bruke en solkrem med solfaktor 50+ på de behandlede områdene. Etter dette kan du bruke en solkrem med solfaktor 30+ i to uker.
 - Vent minst 2 uker etter soling før du bruker Lumea. Ta en hudtest for å bestemme riktig innstilling for lysintensiteten.
 - Ikke bruk Lumea på solbrent hud.
- Merk:** Sporadisk og indirekte soleksponering regnes ikke som soling.

Bruk av selvbruningskremer

Hvis du har brukt en selvbruningskrem, må du vente til den kunstige brunfargen forsvinner helt før du kan bruke enheten.

Før du bruker Lumea-enheten

Forbehandling av huden



Før du bruker Lumea, bør du forhåndsbehandle huden ved å fjerne hår fra overflaten. Det gjør at lyset absorberes lettere av delene av håret som ligger under huden og sikrer effektiv behandling. Du kan barbere, klippe, epilere eller vokse hårene. Ikke bruk hårfjerningskremer, fordi kjemikalier kan føre til hudreaksjoner.

Hvis du velger å vokse bort hårene, må du la huden få hvile i 24 timer før du bruker Lumea-enheten. Vi anbefaler at du tar en dusj før behandlingen for å være sikker på at alle rester av voks er fjernet fra huden.



- 1 Forbehandle områdene du ønsker å behandle med Lumea.
- 2 Rengjør huden, og sorg for at den er uten hår, helt tørr og fri for oljebaserte stoffer.
Merk: Når håret slutter å vokse ut igjen, noe som vanligvis skjer etter fire til fem behandlinger, trenger du ikke lenger å forbehandle huden før du bruker apparatet.

Hudtest

Utfør en hudtest på området som skal behandles, når du skal bruke Lumea for første gang, eller etter at du nylig har solet deg. Hudtesten må utføres for å sjekke hvordan huden reagerer på behandlingen, og for å fastsette riktig innstilling for lysintensiteten for hvert hudområde.

- 1 Velg et område i nærheten av området du vil behandle.
- 2 Slå på enheten. Kontroller at du har valgt innstilling 1.
- 3 Legg enheten på huden, og trykk på lysblinkknappen for å utløse et lysglimt.
- 4 Skyv enheten over huden til neste behandlingsområde.
- 5 Øk innstillingen med ett nivå, utløs et lysglimt, og skyv enheten til neste område. Gjenta behandlingen på alle nivåer innenfor anbefalt område for hudtypen din.
- 6 Vent i 24 timer etter at hudtesten er utført, og kontroller deretter huden for eventuelle reaksjoner. Hvis huden din har reagert, velger du den høyeste innstillingen som ikke førte til hudreaksjon, for videre bruk.

Bruk av Philips Lumea

Hudtonesensor

For å være på den sikre siden, måler den integrerte hudtonesensoren hudtonen før hver behandling og fra tid til annen under behandlingen. Hvis den oppdager en hudtone som er for mørk til å behandles med Lumea, begynner Klar til lysblink å blinke hurtig oransje og apparatet slås av slik at du ikke utvikler hudreaksjoner. Det vil si at det ikke slipper ut lyspulser når du trykker på lysblinkknappen.

Valg av riktig lysintensitet

Lumea har fem forskjellige lysintensiteter. Du kan velge riktig innstilling for lysintensitet basert på hudtypen din og lysintensitetsnivået som føles komfortabelt.

- 1** Velg riktig innstilling fra tabellen nedenfor.
- 2** Du kan justere innstillingen for lysintensiteten ved å trykke én eller flere ganger på av/på-knappen til du har nådd ønsket innstilling. Det tilsvarende intensitetslyset lyser grønt.
Merk: Hvis hudtonen din er for mørk, slås apparatet automatisk av for å beskytte deg mot å utvikle hudreaksjoner. Den integrerte hudtonesensoren sier ikke hvilken innstilling for lysintensitet du må bruke. Med Philips Lumea kan du velge den lysintensiteten som passer best for deg.
- 3** Lumea-behandlingen skal aldri være smertefull. Reduser innstillingen for lysintensitet hvis du føler ubehag.
- 4** Utfør en hudtest når du nylig har solet deg, for å fastsette riktig innstilling for lysintensiteten.



60 Norsk


Hudtype	Hudfarge	Innstilling for lysintensitet
I	Hvit: Du blir alltid solbrent, aldri brun.	4/5
II	Beige: Du blir fort solbrent, men lite brun.	4/5
III	Lys brun: Du blir fort solbrent og får etter hvert lys brunfarge.	3/4
IV	Middels brun: Du blir sjeldent solbrent, men raskt brun.	1/2/3
V	Mørkebrun: Du blir sjeldent solbrent, men svært raskt brun.	Du kan ikke bruke apparatet
VI	Brunsvart eller mørkere: Du blir sjeldent eller aldri solbrent, veldig mørk brunfarge)	Du kan ikke bruke apparatet




Merk: Huden kan reagere forskjellig fra dag til dag og fra anledning til anledning av en rekke årsaker.

Håndtering av apparatet

- 1 Rengjør utgangsvinduet for lys før bruk.



- 2** Koble den lille kontakten til apparatet, og sett adapteren i veggkontakten.
- 3** Slå på apparatet og velg en lysintensitet som passer til hudtonen din.



- 4** Plasser apparatet i en vinkel på 90° i forhold til huden slik at det integrerte sikkerhetssystemet er i kontakt med huden.
Det integrerte sikkerhetssystemet forhindrer utilsiktede lysblink når det ikke er hudkontakt.



- 5** Trykk enheten hardt inn mot huden for å sikre god hudkontakt. Apparatet utfører da automatisk en hudtoneanalyse og Klar til lysblink blinker langsomt oransje for å angi at du kan fortsette med behandlingen.

Merk: Hvis Klar til lysblink begynner å blinke hurtig oransje, er ikke huden din egnet for behandling. I så fall slås apparatet automatisk av. Du kan forsøke å bruke apparatet på andre områder med en lysere hudtone.

Merk: Hvis Klar til lysblink lyser sammenhengende oransje, er ikke apparatet helt i kontakt med huden.

TIPS: Hvis du bruker Lumea på bikiniområdet og vil la noen hår være igjen, må du passe på at hudtonesensoren ikke plasseres på det gjenværende håret i løpet av behandlingen da det kan føre til at apparatet blokkeres.



- 6** Trykk på lysblinkknappen for å utløse et lysblink. Apparatet avgir en myk poppende lyd. Du føler en varm følelse når lysblinket utløses.

Merk: Lyset fra apparatet er ikke skadelig for øynene. Det er ikke nødvendig å bruke briller under behandlingen. Bruk apparatet i et rom med god belysning slik at du ikke blir blendet av lyset.

- 7** Plasser apparatet på det neste området som skal behandles. Etter hvert lysblink tar det opp til 3,5 sekunder før apparatet er klar til å avgte et nytt lysblink. Du kan utløse et lysblink når Klar til lysblink lyser grønt igjen.
- 8** Utløs lysblinkene tett på hverandre for å forsikre deg om at du har behandlet alle områdene. Det effektive lyset kommer bare ut av utgangsvinduet for lys, slik at det bør være litt overlapping. Du bør imidlertid passe på at samme område bare behandles én gang. Effekten av behandlingen øker ikke ved å blinke samme område to ganger, men det øker risikoen for hudreaksjoner.
- 9** Når du er ferdig med behandlingen, trykker du og holder av/på-knappen i to sekunder for å slå av apparatet.

To behandlingsmåter: Trykk & blink og Skyv & blink

Philips Lumea-enheten kan brukes på to måter for mer komfortabel behandling av ulike kroppsområder:

- Trykk & blink-metoden er ideell for behandling av små eller buede områder som knær og underarme. Bare trykk på og slipp lysblinkknappen for å utløse ett lysblink.

- Skyv & blink-metoden er behagelig på store områder som bena. Hold lysblinkknappen inne mens du skyver enheten over huden for å utløse flere blink på rad.

Anbefalt behandlingsplan




For de første fire til fem behandlingene anbefales det å bruke Philips Lumea én gang annenhver uke for å være sikker på at alle hårene behandles.

Etterbehandlingsfase



Etter den første behandlingsfasen (4-5 behandlinger), anbefaler vi etterbehandlinger hver 4. til 8. uke, hvis du ser ny hårvekst. Det er for å beholde resultatet og nyte myk hud i månedssvis. Tidsrommet mellom behandlinger kan variere ut fra din egen hårvekst samt ulike områder på kroppen.

Behandlingstid per område



SC1985 er 40 % raskere enn SC1984, SC1983 og gir kortere behandlingstider.

Etter bruk

Vanlige hudreaksjoner

Huden kan bli lett rød, og du kan føle prikking, kribbling eller varme. Denne reaksjonen er helt ufarlig og forsvinner raskt.


Tørr hud og kløe kan oppstå på grunn av barbering eller kombinasjonen av barbering og lysbehandling. Du kan kjøle ned området med en ispose eller en våt ansiktsklut. Hvis tørrheten ikke gir seg, kan du påføre en fuktighetskrem uten parfyme på det behandlede området 24 timer etter behandlingen.

Pleie etter behandling

Etter behandlingen kan du trygt bruke ulike kremer, deodoranter, fuktighetskremer eller kosmetikk på de behandlede områdene. Hvis behandlingen fører til hudirritasjon eller rødhets, bør du vente til dette gir seg før du bruker noen av produktene på huden. Hvis du opplever hudirritasjon etter at du har brukt et produkt på huden, vasker du det av med vann.

Rengjøring og oppbevaring

- 1 Slå av enheten, trekk ut støpselet, og la enheten avkjøles etter bruk.
- 2 Fukt en myk klut med noen få dråper vann og bruk den til å rengjøre følgende deler:
 - utgangsvinduet for lys
 - Hudtonesensoren
- 3 Oppbevar enheten på et tørt sted ved en temperatur på mellom 0 °C og 60 °C.



Garanti og støtte

Hvis du trenger informasjon eller hjelp, kan du gå til www.philips.com/support eller lese det medfølgende garantiheftet med global gyldighet.

Resirkulering



Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).

- - Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske og elektroniske produkter. Riktig avfallshåndtering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Tekniske spesifikasjoner

SC198X

Nominell nettspenning 100–240 V

Nominell frekvens 50–60 Hz

Nominell inngang 36 W

Beskyttelse Klasse II
mot elektrisk
støt

Beskyttelses grad IP 30 (EN 60529)

Driftsforhold Temperatur: +10 °C til 35 °C

Relativ luftfuktighet: 30 % til 75 %

Spekter >475 nm

Feilsøking

Dette avsnittet gir en oppsummering av de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til www.philips.com/support for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet/adapte ren blir varm ved bruk	Dette er normalt.	Ingen handling er nødvendig.
Apparatet blinker ikke når jeg plasserer det på huden. Klar til lysblink blinker oransje hurtig.	Hudtonen i området som skal behandles er for mørk.	Områder på kroppen med lysere hudtoner bør behandles med Lumea.
Klar til lysblink lyser ikke når jeg plasserer tilbehøret på huden, men kjøleviften virker.	Overoppheatingsbeskyttelsen er aktivert.	Viften fungerer fortsatt selv om overoppheatingsbeskyttelsen er aktivert. Ikke slå av enheten, men la den kjøre seg ned i ca. 15 minutter før du fortsetter å bruke den.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Klar til lysblink blinker sakte oransje, men det kommer ingen lysblink fra apparatet når jeg trykker på lysblinkknappen.	Enheten må nullstilles.	Du nullstiller apparatet ved å slå det av og på igjen.
Jeg kan ikke øke eller redusere innstillingene for lysintensitet / både intensitetslampen e og Klar til lysblink lyser.	Enheten må nullstilles.	Du nullstiller apparatet ved å slå det av og på igjen.
Enheten avgir en merkelig lukt.	Utgangsvinduet for lys eller hudtonesensoren er skitne.	Rengjør utgangsvinduet for lys og hudtonesensoren forsiktig.
	Du har ikke fjernet hårene i behandlingsområdet ordentlig. Disse hårene kan bli brent og være årsaken til lukten.	Forbehandle huden før du bruker Lumea.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Huden føles mer sensitiv enn vanlig under behandling / Jeg føler for mye smerte når jeg bruker apparatet.	Lysintensiteten du har valgt, er for høy.	Kontroller at du har valgt rett innstilling for lysintensitet. Velg en lavere innstilling om nødvendig.
	Du har ikke fjernet hårene i behandlingsområdet.	Forbehandle huden før du bruker Lumea.
	UV-filteret til utgangsvinduet for lys er ødelagt.	Ikke bruk apparatet hvis UV-filteret er defekt. Ta kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
	Du behandlet et område som apparatet ikke er beregnet på.	Bruk aldri apparatet på følgende områder: Indre kjønnslepper, anus, brystvorter, området rundt brystvortene, lepper, innsiden av nesebor og ører, rundt øynene og i nærheten av øyenbrynene. Menn må ikke bruke det på ansiktet, i nakken eller på pungen.
Hudreaksjonen etter behandlingen varer lenger enn vanlig.	Du har brukt en lysintensitetsinnstilling som er for høy for deg.	Velg en lavere lysintensitet neste gang. Se kapittelet «Slik bruker du Philips Lumea», avsnitt «Valg av riktig lysintensitet».

Problem	Mulig årsak	Løsning
Resultatet av behandlingen er ikke tilfredsstillende.	Du har brukt en lysintensitetsinnstilling som er for lav for deg.	Velg en høyere innstilling neste gang.
	Du har ikke behandlet et område ved siden av et tidligere behandlet område.	Du må utløse lysblinkene med små mellomrom.
	Apparatet er ikke effektiv for hårfargen din.	Behandlingen er ikke effektiv på lys blondt, grått eller rødt hår.
	Du bruker ikke apparatet så ofte som anbefalt.	Vi anbefaler å følge behandlingsplanen vår for best mulig resultat ved fjerning av hår. Du kan korte ned på tiden mellom behandlingene, men det bør gå mer enn to uker per behandling.
	Du reagerer langsommere på IPL-behandling.	Fortsett å bruke apparatet i minst seks måneder, da hårveksten fremdeles kan avta i løpet av denne perioden.

Välkommen

Välkommen till Lumeas skönhetsvärld! Det är bara ett par veckor kvar tills din hud är silkeslen.

Philips Lumea använder teknik med intensivt pulserande ljus som kallas IPL (Intense Pulsed Light). Den här tekniken är känd som en av de mest effektiva lösningarna för att regelbundet förhindra håråterväxt. I nära samarbete med hud experter har vi anpassat den här ljusbaserade tekniken, som används i professionella skönhetssalonger, för säkert och effektivt hemmabruk. Philips Lumea är skonsam mot huden och ger en bekväm och effektiv behandling vid en behaglig ljusintensitet. Äntligen kan du slippa oönskat hår. Upplev den härliga känslan av att slippa oönskat hår och se fantastisk ut varje dag.

För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Mer information finns på www.philips.com/lumea. Där hittar du råd från våra experter, instruktionsfilmer, svar på vanliga frågor och tips om hur du använder din Lumea på bästa sätt.

Översikt över apparaten

- 1 Ljusfönster med integrerat UV-filter
- 2 Inbyggt säkerhetssystem
- 3 Hudtonssensor
- 4 Blinkningsknapp
- 5 På/av-knapp
- 6 Intensitetslampor (1–5)
- 7 Lampa som anger att apparaten är klar att använda
- 8 Anslutning för adapterns kontakt
- 9 Adapter

10 Liten kontakt

Vem bör inte använda Lumea? Kontraindikationer

- Använd inte apparaten om du har hudtyp V eller VI (du bränner dig sällan eller aldrig i solen och får väldigt mörk solbränna). I det här fallet finns en stor risk för hudreaktioner i form av hypo-/hyperpigmentering, kraftig rodnad eller brännskador.



- Använd aldrig apparaten om du är gravid eller ammar, eftersom den inte har testats på gravida eller ammende kvinnor.
- Använd aldrig apparaten om du lider av någon av följande sjukdomar:
 - Om du lider av en hudsjukdom som aktiv hudcancer, om du har haft hudcancer eller annan lokal cancer i de områden som ska behandlas.
 - Om du har förstadier till cancer eller flera ovanliga hudfläckar i de områden som ska behandlas.
 - Om du har eller har haft någon kollagen sjukdom såsom keloider (sjuklig ärrbildning) eller vet att du haft problem med svårläkta sår.
 - Om du har eller har haft en kärlsjukdom, till exempel åderbråck eller vaskulär ektasi, i de områden som ska behandlas.

- Om din hud är ljuskänslig och har en tendens att rodna eller utveckla en allergisk reaktion.
- Om du har infektioner, eksem, brännskador, hårssäcksinflammationer, öppna sår, skavssår, herpes simplex, sår eller andra skador och blåmärken i de områden som ska behandlas.
- Om du under de tre senaste veckorna har opererats i de områden som ska behandlas.
- Om du har epilepsi med anfall som kan utlösas av blinkande ljus.
- Om du har diabetes, systemisk lupus erythematosus (SLE), porfyri eller hjärtsvikt.
- Om du har någon form av blödarsjuka.
- Om du har eller har haft en immunhämmande sjukdom (till exempel HIV eller AIDS).
- Om du har fått strålbehandling eller kemoterapi under de senaste 3 månaderna.
- Använd aldrig apparaten om du tar någon av följande mediciner:
 - Om du för närvarande behandlar huden, eller nyligen har behandlat huden, med Alfa-Hydroxy-syror (AHA), Beta-Hydroxy-syror (BHA), topisk isotretinoin eller azelainsyra.
 - Om du har tagit någon form av Accutane eller Roaccutane de senaste sex månaderna. Den här typen av behandling gör huden mer känslig mot revor, sår och irritationer.
 - Om du använder smärtstillande mediciner som minskar känsligheten för värme.

- Om du använder fotosensibiliseringande medel eller mediciner bör du kontrollera bipacksedeln. Du ska inte använda apparaten om det står i bipacksedeln att medlet eller medicinen kan orsaka fotoallergiska eller fototoxiska reaktioner eller att du ska undvika solljus.
- Om du tar antikoagulerande medicin eller mycket aspirin, på ett sätt som inte medger ett minst veckolångt behandlingsuppehåll innan du använder apparaten.
- Om du tar immunsuppressiva läkemedel.
- Använd aldrig apparaten på följande områden:
 - Omkring ögonen eller nära ögonbrynen.
 - På bröstvärter, vårtgårdar, inre blygdgläppar, vagina, anus eller på insidan av näsborrar och öron.
 - Män ska inte använda apparaten på pungen eller i ansiktet.
 - Över eller i närheten av artificiella föremål i eller utanpå kroppen, t.ex. silikonimplantat, pacemakers, subkutana injektionsportar (insulindispenser) eller piercingar.
 - På hudfläckar, fräknar, större veneer, områden med mörkare pigment, ärr eller hudavvikelse utan att först konsultera läkare. Det kan orsaka brännskador och hudförändringar, vilket kan försvåra identifieringen av hudrelaterade sjukdomar.
 - På värter, tatueringar eller permanent makeup. Det kan orsaka brännskador och färgförändringar i huden.
 - På områden där du använder långtidsverkande deodorant. Det kan orsaka hudreaktioner.



- Använd aldrig apparaten på solbränd hud, nyligen solad hud eller på hud med artificiell solbränna.

Obs! Den här listan är ej fullständig. Om du är osäker på om du kan använda apparaten rekommenderar vi att du rådfrågar en läkare.

Viktigt

Fara



- Förvara apparaten och adaptern på en torr plats.
- Om apparaten går sönder ska du inte vidröra dess inre delar eftersom det medför risk för elektrisk stöt.
- För aldrig in föremål i apparaten.

Varning

- Den här apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn.
- Apparaten är inte avsedd för användning av barn under 15 år. Tonåringar mellan 15 och 18 år kan använda apparaten med förälders/vårdsnadsavares tillstånd eller hjälp. Vuxna från 18 år och uppåt kan använda apparaten obehindrat.

- Kontrollera alltid apparaten innan du använder den. Använd inte apparaten eller adaptern om den är skadad. Skadade delar ska alltid bytas ut mot originaldelar.
- Adapttern innehåller en transformator. Modifiera inte adapttern med någon annan typ av kontakt, eftersom det kan medföra risker.
- Använd inte apparaten om ljusfönstrets UV-filter är trasigt.

Varning!




- Den här apparaten kan inte tvättas. Sänk aldrig ned apparaten i vatten och spola inte av den under kranen.
- Av hygieniska skäl bör apparaten endast användas av en och samma person.
- Använd endast apparaten med inställningar som är lämpliga för din hudtyp. Om högre inställningar än de rekommenderade används kan risken för hudirritationer och biverkningar öka.
- Använd endast apparaten för avsett ändamål enligt användarhandboken.
- Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton för att rengöra apparaten.
- Lämna alltid in apparaten hos ett serviceombud som är auktoriserat av Philips för undersökning och reparation. Om reparationer utförs av obehöriga personer kan det leda till mycket farliga situationer för användaren.


Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.


Så här fungerar IPL



IPL-tekniken innebär att skonsamma ljuspulser avges mot huden och tas upp av hårroten. Ju mörkare håret är, desto bättre tas ljuspulserna upp.



Ljuspulserna stimulerar hårsäcken till att övergå i en vilofas. Detta leder till att håret faller av naturligt och återväxten förhindras. Din hud blir silkeslen.



Cykeln för hårväxten består av olika faser. IPL-tekniken är den enda effektiva lösningen när håret befinner sig i en växtfas. Alla hårstrån befinner sig inte i växtfasen samtidigt. Vi rekommenderar därför en 8 veckor lång behandlingsperiod med uppföljande behandlingar för att säkerställa att alla hårstrån behandlas effektivt i växtfasen.

Obs! Behandling med hjälp av Lumea är inte effektiv om du har ljusblont eller blont hår eftersom ljusa hårstrån inte tar upp tillräckligt med ljus. Nedan kan du se vilka hårfärger Lumea lämpar sig för och behandlar effektivt.

Lämpliga kroppshårsfärgar



Vad du kan förvänta dig

Direkt efter första behandlingen

Efter den första behandlingen kan det ta 1–2 veckor innan håret faller av. Under de första veckorna efter den första behandlingen kommer du fortfarande att se en del hårstrån som växer. De här hårstråna befann sig troligen inte i växtfasen under den första behandlingen.

After 2–3 behandlingar

Efter 2–3 behandlingar kommer du att se en märkbar minskning av hårväxten. Det är dock viktigt att fortsätta med behandlingarna enligt det rekommenderade behandlingsschemat för att effektivt behandla allt hår.

After 4–5 behandlingar

Efter 4–5 behandlingar kommer du att se en avsevärd minskning av hårväxten i de områden som har behandlats med Lumea. Du kommer även att se en minskning av hårets densitet. Fortsätt behandlingen med regelbundna intervall (4–8 veckor) för att behålla resultatet.

Solningsråd

Solning i naturligt eller artificiellt solljus



Vid solning i naturligt eller artificiellt solljus påverkas känsligheten och färgen hos din hud. Följande är därför mycket viktigt:

- Vänta i minst 48 timmar med att sola efter en behandling. Se efter dessa 48 timmar till att den behandlade huden inte längre uppvisar några tecken på rodnad.
- Använd en solskyddskräm med solskyddsfaktor 50+ på de behandlade områdena under 48 timmar efter behandlingen om du kommer att exponera huden för sol (utan att sola avsiktligt). Efter den här perioden kan du använda en solskydds kräm med solskyddsfaktor 30+ under två veckor.
- Vänta i minst 2 veckor efter solningen innan du använder Lumea. Utför ett hudprov för att avgöra en lämplig inställning av ljusintensiteten.
- Använd inte Lumea på solbrända områden av kroppen.

Obs! Tillfällig eller indirekt solexponering räknas inte som solning.

Brun utan sol-produkter

Om du har använt brun utan sol-produkter ska du vänta till dess att den artificiella solbrännan har försvunnit helt innan du använder apparaten.

Innan du använder din Lumea

Förbehandling av huden



Innan du använder Lumea ska du förbehandla din hud genom att ta bort hår från huden. Det gör att ljuset kan tas upp av hårdelarna under hudytan, vilket ger en effektivare behandling. Du kan antingen raka, trimma, epilera eller vaxa dig. Använd inte hårborttagningskrämer eftersom kemikalier kan orsaka hudreaktioner.



Om du väljer att vaxa dig bör du låta huden vila i 24 timmar innan du använder Lumea. Vi rekommenderar att du duschar innan du utför behandlingen för att säkerställa att alla eventuella vaxrester har avlägsnats från din hud.

- 1 Förbehandla de områden du tänker behandla med hjälp av Lumea.
- 2 Rengör huden och se till att den är fri från hår och oljiga ämnen samt att den är helt torr.

Obs! När hårstråna har slutat växa ut igen, vilket vanligtvis sker efter 4–5 behandlingar, behöver du inte längre förbehandla huden innan du använder apparaten.

Hudtest

När du använder Lumea för första gången, eller efter att du har solat, ska du utföra ett hudtest på varje område som ska behandlas. Hudtestet är nödvändigt för att kontrollera din huds reaktion på behandlingen och för att bestämma en korrekt inställning av ljusintensiteten för varje kroppsdel.

- 1 Välj ett område nära det område du tänker behandla.

- 2** Slå på apparaten. Kontrollera att du har valt inställning 1.
- 3** Placera apparaten mot huden och tryck på blinkningsknappen för att utlösa en blinkning.
- 4** Dra apparaten över huden till nästa område som ska behandlas.
- 5** Öka inställningen med en nivå, utför en blinkning och dra apparaten till nästa område. Upprepa den här proceduren för alla nivåer inom det rekommenderade intervallet för din hudtyp.
- 6** Vänta i 24 timmar efter att du har utfört hudtestet och kontrollera om din hud uppvisar några reaktioner. Om din hud uppvisar tecken på reaktioner ska du i fortsättningen välja den högsta inställningen som inte orsakade någon hudreaktion när du använder apparaten.

Användning av din Philips Lumea

Hudtonssensor

Den inbyggda hudtonssensorn ger en extra säkerhet genom att mäta hudtonen i början av varje behandling samt vid några tillfällen under behandlingen. Om sensorn identifierar en hudton som är för mörk att behandlas med Lumea blinkar lampan som visar att apparaten är klar att använda orange snabbt och blinkningsfunktionen inaktiveras för att motverka uppkomsten av hudreaktioner. Detta innebär att apparaten inte avger några blinkningar när du trycker på blinkningsknappen.

Val av rätt ljusintensitetsnivå

Lumea har fem olika ljusintensiteter. Beroende på hudtyp och vilken ljusintensitet nivå du föredrar kan du själv välja rätt ljusintensetsinställning.

- 1 Titta i tabellen nedan för att välja rätt inställning.
 - 2 Du justerar ljusintensiteten genom att trycka på/på/av-knappen en eller flera gånger till dess att du hittar den inställning du vill använda. Motsvarande ljusintensitetslampa tänds och lyser grönt.
- Obs! Enheten inaktiveras automatiskt om din hudton är för mörk, för att motverka uppkomsten av hudreaktioner. Den inbyggda hudtonssensorn anger inte vilken inställning för ljusintensitet du ska använda eftersom Philips Lumea ger dig friheten att välja den ljusintensitet som passar dig bäst.**
- 3 En Lumea-behandling ska aldrig göra ont. Minska ljusintensiteten om du känner smärta eller obehag.
 - 4 Efter solning bör du utföra ett hudtest för att avgöra rätt inställning av ljusintensiteten.



Hudtyp	Hudton	Inställning av ljusintensiteten
I	Vit: du bränner dig alltid i solen och blir aldrig brun vid solning.	4/5
II	Beige: du bränner dig lätt i solen och får bara en mycket svag solbränna.	4/5


III	Ljusbrun: du bränner dig lätt i solen och får långsamt en svag solbränna.	3/4
IV	Mellanbrun: du bränner dig sällan och blir snabbt solbränd.	1/2/3
V	Mörkbrun: du bränner dig sällan och blir mycket lätt solbränd.	Du kan inte använda enheten
VI	Brunsvart eller mörkare du bränner dig sällan eller aldrig och får en mycket mörk solbränna.	Du kan inte använda enheten




Obs! Din hud kan av olika anledningar reagera på olika sätt vid olika tillfällen.

Hantering av apparaten

- 1 Rengör ljusfönstret innan du använder apparaten.
- 2 Sätt in den lilla kontakten i apparaten och anslut adaptern till ett vägguttag.
- 3 Slå på apparaten och välj rätt ljusintensitet för din hudton.





- 4** Placera apparaten i 90 graders vinkel mot huden så att det inbyggda säkerhetssystemet kommer i kontakt med huden.
Det inbyggda säkerhetssystemet förhindrar oavsiktliga blinkningar utan hudkontakt.



- 5** Tryck apparaten bestämt mot huden för att säkerställa korrekt hudkontakt. Apparaten utför sedan automatiskt en hudtonsanalys och lampan som visar att apparaten är klar att använda blinkar långsamt orange för att visa att du kan fortsätta med behandlingen.

Obs! Om lampan som visar att apparaten är klar att använda blinkar orange snabbt är din hud inte lämplig att behandla med apparaten. När detta händer inaktiveras apparaten automatiskt. Du kan försöka använda apparaten på andra områden som har en ljusare hudfärg.

Obs! Om lampan som visar att apparaten är klar att använda lyser med fast orange sken har apparaten inte tillräcklig kontakt med din hud.

Tips! Om du använder Lumea i bikiniområdet och vill lämna kvar en del av håret ska du se till att inte placera hudsonssensorn på det återstående håret under behandlingen, eftersom det kan leda till att apparaten blockeras.



- 6** Tryck på blinkningsknappen för att utlösa en blinkning. Ett lätt smällande ljud hörs från apparaten. Du bör uppleva en varm känsla vid blinkningen.

Obs! Det ljus som produceras av apparaten är ofarligt för dina ögon. Du behöver inte bär skyddsglasögon vid användning av apparaten. Använd apparaten i ett väl upplyst rum så att ljuset blir mindre bländande för dina ögon.

- 7 Placera apparaten på nästa behandlingsområde. Efter varje blinkning tar det upp till 3,5 sekunder innan du kan blinka med apparaten igen. Du kan utlösa en blinkning när lampan som visar att apparaten är klar att använda tänds igen.
- 8 Utlös blinkningarna nära varandra, så att du är säker på att du har behandlat alla områden. Endast det ljus som kommer ut genom ljusfönstret är verksamt och du bör därför se till att de områden du blinkar överlappar varandra. Du bör dock bara blinka en gång på varje område. Blinkning av samma område två gånger gör inte behandlingen effektivare, utan ökar bara risken för hudreaktioner.
- 9 När du är klar med behandlingen håller du på/av-knappen tryckt i 2 sekunder för att stänga av apparaten.



Två behandlingslägen: Stamp & Flash (tryck och blinka) och Slide & Flash (dra och blinka)

Din Philips Lumea har två behandlingslägen för mer bekväm användning på olika kroppsdelar:

- Stamp & Flash (tryck och blinka)-läget är perfekt för behandling av små eller kurviga områden som knän eller underarmar. Tryck på och släpp blinkningsknappen för att utlösa en enskild blinkning.

- Slide & Flash (dra och blinka)-läget lämpar sig särskilt bra vid behandling av benen och andra större områden. Håll blinkningsknappen intryckt medan du drar apparaten över huden för att utlösa flera blinkningar i följd.

Rekommenderat behandlingsschema

Vi rekommenderar att du utför de första fyra till fem behandlingarna med Philips Lumea en gång varannan vecka för att säkerställa att alla hårstrån har behandlats.




Uppföljningsfas



Efter den första behandlingsfasen (fyra till fem behandlingar) rekommenderar vi uppföljande behandlingar med fyra till åtta veckors mellanrum när du ser att hårstråna börjar växa ut igen. Det gör att du kan behålla resultaten och njuta av silkeslen hud i flera månader. Intervallet mellan behandlingarna kan variera beroende på din individuella håråterväxt samt på olika kroppsområden.

Behandlingstider per kroppsdel



SC1985 är 40 procent snabbare än SC1984 och SC1983 och ger kortare behandlingstider.

Efter användning

Vanliga hudreaktioner

Din hud kan uppvisa en lätt rodnad och/eller kan sticka eller känna varm. Den här reaktionen är helt ofarlig och försvinner snabbt.


Till följd av rakning eller en kombination av rakning och ljusbehandling kan huden känna torr eller klia. Du kan kyla ned området med hjälp av en kylklamp eller en våt ansiktsservett. Om huden fortsätter känna torr kan du applicera en oparfymeras fuktkräm på det behandlade området 24 timmar efter behandlingen.

Efterbehandling

Efter användningen kan du obehindrat applicera lotion, kräm, deodorant, fuktighetskräm eller smink på de behandlade områdena. Om du upplever att huden är irriterad eller rodnar efter en behandling bör du vänta till dess att irritationen eller rodnaden har försvunnit innan du använder någon produkt på huden. Om du upplever att huden är irriterad efter användning av någon produkt ska du tvätta bort produkten med vatten.

Rengöring och förvaring

- 1** Stäng av apparaten efter användning, dra ur kontakten och låt den svalna.
- 2** Fukta en mjuk trasa med ett par droppar vatten och rengör följande delar med den:
 - ljusfönstret
 - hudtonssensorn



- 3** Förvara apparaten på en dammfri, torr plats i temperaturintervallet 0–60 °C.

Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du besöka oss på www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.

Återvinning



- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).
- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. En korrekt hantering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Tekniska specifikationer

SC198X

Märkspänning 100–240 V

Märkfrekvens 50–60 Hz

Nominell effekt 36 W

90 Svenska

Skydd mot Klass II
elektriska
stötar

Skyddsklass IP 30 (EN 60529)

Driftförhållan Temperatur: +10 °C till +35 °C
den

Relativ luftfuktighet: 30–75 %

Spektrum: > 475 nm

Felsökning

Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du besöka www.philips.com/support och läsa svaren på vanliga frågor eller kontakta kundtjänsten i ditt land.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten/adaptern blir varm under användning	Det är normalt.	Ingen åtgärd krävs.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten blinkar inte när jag håller den mot huden. Lampan som visar att apparaten är klar att använda blinkar orange snabbt.	Hudtonen i det område du försöker behandla är för mörk.	Använd Lumea för att behandla andra delar av kroppen som har ljusare hudtoner.
Lampan som visar att apparaten är klar att använda tänds inte när jag håller tillbehöret mot huden, men kylfläkten fungerar.	Överhetningsskyd det har aktiverats.	Fläkten fungerar fortfarande när överhetningsskyddet har aktiverats. Stäng inte av apparaten utan låt den svalna under cirka femton minuter innan du fortsätter använda den.
Lampan som visar att apparaten är klar att använda blinkar långsamt orange men apparaten blinkar inte när jag trycker på blinkningsknappen.	Apparaten måste återställas.	Återställ apparaten genom att stänga av den och sedan starta den igen.
Jag kan inte öka eller minska ljusintensite ten/Alla intensitetslampor och lampan som visar att apparaten är klar att använda är tända.	Apparaten måste återställas.	Återställ apparaten genom att stänga av den och sedan starta den igen.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten avger en konstig lukt.	Ljusfönstret eller hudtonssensorn är smutsiga.	Rengör ljusfönstret och hudtonssensorn noggrant.
	Du har inte tagit bort håret i behandlingsområdet tillräckligt noggrant. Det kvarvarande håret kan ha bränts, vilket kan ha orsakat lukten.	Förbehandla din hud innan du använder Lumea.
Huden känns mer känslig än normalt under en behandling./Det gör ont när jag använder apparaten.	Du använder en ljusintensitet som är för hög.	Kontrollera att du har valt rätt ljusintensitet. Välj vid behov en lägre inställning.
	Du har inte tagit bort håret i behandlingsområdet.	Förbehandla din hud innan du använder Lumea.
	Ljusfönstrets UV-filter är trasigt.	Använd inte apparaten om UV-filtret är trasigt. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
	Du har använt apparaten på ett område den inte är avsedd för.	Använd aldrig apparaten på följande områden: inre blygdläppar, anus, bröstvärter, vårtgårdar, läppar, insidan av näsborrar och öron, runt ögonen och nära ögonbrynen. Män ska inte använda apparaten i ansiktet, på halsen eller på pungen.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Hudreaktionen efter behandlingen kvarstår längre än normalt.	Du har använt en ljusintensitet som är för hög för dig.	Minska ljusintensiteten nästa gång. Läs mer i kapitlet Användning av din Philips Lumea, avsnittet Val av rätt ljusintensitetsnivå.
Resultatet av behandlingen är inte tillfredsställande.	Du har använt en ljusintensitet som är för låg för dig.	Välj en högre inställning nästa gång.
	Du blinkade inte ett område alldeles bredvid ett område du redan hade behandlat.	Du måste utlösa blinkningarna nära varandra.
	Den här apparaten är inte effektiv för någon med din kroppshårsfärg.	Behandlingen har ingen effekt om du har ljusblont, grått eller rött hår.
	Du har inte använt apparaten tillräckligt ofta enligt rekommendationerna.	Vi rekommenderar att du följer det angivna behandlingsschemat för att kunna ta bort allt hår på ett bra sätt. Du kan minska tiden mellan behandlingarna, men du bör inte behandla något område oftare än varannan vecka.
	Du svarar längsammare på IPL-behandlingen.	Fortsätt använda apparaten i minst 6 månader eftersom håråterväxten fortfarande kan minska under den här perioden.

Tervetuloa!

Tervetuloa Lumean kauneusmaailmaan! Silkinpehmeä iho odottaa sinua muutaman viikon kuluttua.

Philips Lumea käyttää Intense Pulsed Light (IPL) - tekniikkaa, joka tunnetaan yhtenä kaikkein tehokkaimmista tavoista estää uusien ihokarvojen kasvaminen jatkuvasti. Tämä valoon perustuva tekniikka on kehitetty yhteistyössä ihoasiantuntijoiden kanssa. Alun perin tekniikkaa käytettiin kauneushoitoloissa, mutta nyt sitä voidaan helposti ja tehokkaasti käyttää myös kotona. Philips Lumea on iholle hellävarainen. Se tarjoaa miellyttävän ja tehokkaan hoidon itse valitsemallasi valoteholla. Ei-toivotut ihokarvat ovat vihdoinkin menneisyyttä. Nauti olostasi ilman epämiellyttää karvoitusta – päivästä toiseen. Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Osoitteesta www.philips.com/lumea voit katsoa lisätietoja, asiantuntijoidemme ohjeita, opasvideoita ja usein kysytyjä kysymyksiä, jotta saat Lumeastasi parhaan mahdollisen hyödyn.

Laitteen yleiskuvaus

- 1 Valoikkuna, jossa integroitu UV-suodatin
- 2 Integroitu turvajärjestelmä
- 3 Ihon sävyn tunnistin
- 4 Välähdyspainike
- 5 Virtapainike
- 6 Valotehot (1–5)
- 7 Käyttövalmiuden merkkivalo
- 8 Liitin
- 9 Verkkolaite
- 10 Pieni liitin

Kenelle Lumea ei sovellu? Vasta-aiheet

- Älä koskaan käytä laitetta, jos ihotyppisi on V tai VI (palaa erittäin harvoin auringossa, todella tumma rusketus). Tässä tapauksessa hyperpigmentaation, hypopigmentaation, ihmisen voimakkaan punotuksen, palamisen tai muun ihoreaktion riski on korkea.



- Älä koskaan käytä laitetta, jos olet raskaana tai imetät, koska laitetta ei ole testattu raskaana olevilla tai imettävillä naisilla.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos sinulla on jokin alla luetelluista sairauksista:
 - Jos sinulla on ihosairaus, kuten aktiivinen ihosyöpä, jos sinulla on aikaisemmin ollut ihosyöpä tai muu paikallinen syöpä käsiteltävillä alueilla.
 - Jos sinulla on syöpää edeltäviä muutoksia tai useita epätyypillisiä luomia käsiteltävillä alueilla.
 - Jos sinulla on aikaisemmin ollut kollageenihäiriötä, mukaan lukien taipumus keloidia tuottavaan arpeutumiseen tai haavojen heikkoon paranemiseen.
 - Jos sinulla on aikaisemmin ollut verenkiertohäiriötä, kuten suonikohjuja tai vaskulaarinen ektasia käsiteltävillä alueilla.
 - Jos ihosi on herkkä valolle ja saat allergista ihottumaa tai allergisia reaktioita.

- Jos sinulla on tulehdus, ihottuma, palovammoja, karvatupen tulehdus, avohaavoja, hiertymiä, yskänrokko, haavoja tai vammoja ja verenpurkaumia käsiteltävillä alueilla.
- Jos käsiteltäville alueille on tehty leikkaus viimeisten kolmen viikon aikana.
- Jos sinulla valoherkkä epilepsia.
- Jos sinulla on diabetes, lupus erythematoses, porfyria tai kongestiivinen sydänvika.
- Jos sinulla on verenvuotohäiriötä.
- Jos sinulla on aikaisemmin ollut jokin kehon vastustuskykyä heikentävä tauti (mukaan lukien HIV-tartunta tai AIDS)
- Jos olet saanut säteilyhoitoa tai kemoterapiaa viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos käytät jotain alla luetelluista lääkityksistä:
 - Jos ihoasi hoidetaan tai on viimeisen viikon aikana hoidettu AHA-hapoilla (Alpha-Hydroxy Acids), BHA-hapoilla (Beta-Hydroxy Acids), topikaalisella isotretinoinilla ja azelaic-hapolla.
 - Jos olet käyttänyt isotretinoini Accutanea tai Roaccutanea jossain muodossa viimeisen kuuden kuukauden aikana. Tämä hoito voi altistaa ihmisen repeämille, haavoille ja ärtymiselle.
 - Jos käytät särkylääkkeitä, jotka heikentävät ihmisen lämmönsietokykyä.

- Jos nautit valolle herkistäviä valmisteita tai lääkkeitä, tarkista lääkkeen tuoteseloste äläkä käytä laitetta, jos tuoteselosteessa mainitaan, että lääke voi aiheuttaa valoallergisia reaktioita tai valomyrkkyllisiä reaktioita tai jos sinun tulee välttää auringonvaloa lääkityksen aikana.
- Jos käytät verenohennuslääkkeitä, mukaan lukien runsaan aspiriinin käyttö silloin, kun kutakin hoitoa ei edellä vähintään yhden viikon puhdistumisjakso.
- Jos käytät vastustuskykyä heikentäviä lääkkeitä.
- Älä koskaan käytä laitetta seuraavilla alueilla:
 - silmän ja kulmakarvojen ympärys
 - nännit, nännipihat, pienet häpyhuulet, emätin, perääukko ja sieraimien ja korvien sisäpuoli
 - miehet: kivespussit ja kasvot
 - minkään keinotekoisesta materiaalista päällä tai lähellä, kuten silikoni-implantit, tahdistimet, iholalaiset injektiokanavarat (insuliiniannostelija) tai lävistykset
 - Luomiin, pisamiin, suuriin suoniin, alueisiin, joiden pigmentti on muita alueita tummempi, arpiin tai poikkeaviin ihoalueisiin ilman lääkäriin lupaa. Tämä voi aiheuttaa palovammoja sekä ihan värimuutoksia, jotka voivat puolestaan vaikeuttaa ihosairauksien havaitsemista.
 - Syyliin, tatuointeihin tai kestomeikkiin. Tämä voi aiheuttaa palovammoja sekä ihan värimuutoksia.



- Alueilla, joissa käytät pitkäkestoista deodoranttia. Tämä voi aiheuttaa ihortaatioita.
- Älä koskaan käytä laitetta palaneelle tai äskettäin ruskettuneelle tai keinorusketetulle iholle.

Huomautus: Tämä luettelo ei ole täydellinen.
Jos et ole varma, voitko käyttää laitetta,
suosittelemme yhteydenottoa lääkäriin.

Tärkeää

Vaara



- Suojaa laite ja verkkolaite kosteudelta.
- Jos laite on rikki, älä koske sen sisäosiin, jotta et saa sähköiskua.
- Älä koskaan työnnä laitteeseen mitään esineitä.

Varoitus

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Laitetta ei ole tarkoitettu alle 15-vuotiaiden lasten käyttöön. 15–18-vuotiaat voivat käyttää laitetta vanhempiensa tai huoltajansa suostumuksella ja/tai avustuksella. Aikuiset voivat käyttää laitetta vapaasti.

- Tarkista laite aina ennen kuin käytät sitä. Älä käytä vahingoittunutta laitetta tai latauslaitetta. Vaihda vahingoittuneen osan tilalle aina alkuperäisen tyypin osa.
- Verkkolaitteessa on jännitemuuntaja. Älä katkaise verkkolaitteen johtoa ja vaihda siihen toista pistoketta, koska tämä aiheuttaa vaaratilanteen.
- Älä käytä laitetta, jos valoikkunan UV-suodatin rikkoutuu.

Varoitus




- Tätä laitetta ei voi pestää. Älä upota laitetta veteen äläkä huuhtele sitä vesihanalla.
- Hygieniayistä laitetta suositellaan vain yhden henkilön käyttöön.
- Käytä laitetta ainoastaan omalle ihotyppillesi sopivilla asetuksilla. Suosittelujen asetusten ylittäminen voi lisätä ihoreaktioita ja sivuvaikutuksia.
- Käytä laitetta vain tarkoituksenmukaisesti käyttöoppaassa esitettyllä tavalla.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen paineilmaa, naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välaineitä (kuten bensiiniä tai asetonia).
- Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Ammattitaidottomasti tehty korjaus saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.


Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laitte vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säädöksiä.


IPL:n toiminta



IPL-teknikkassa ihoon kohdistetaan hellävaraisia valoimpulseja, jotka vaikuttavat ihokarvojen juuriin. Mitä tummempi ihokarva on, sitä paremmin valopulssi siihen imetyy.



Valopulssi stimuloi ihokarvan juuren siirtymään lepovaiheeseen. Tämän seurauksena ihokarva irtooa luonnollisella tavalla ja uudelleen kasvaminen estyy. Iho on jatkuvasti silkinpehmeää.



Ihokarvan kasvusykli koostuu eri vaiheista. IPL-teknikka tehoa vain ihokarvan ollessa kasvuvaiheessa. Kaikki ihokarvat eivät kuitenkaan ole kasvuvaiheessa yhtä aikaa. Tästä syystä suosittelemme 8-viikkoista hoitoaikataulua, jonka jälkeen viimeistelyillä varmistetaan, että kaikki ihokarvat on käsitelty kasvuvaiheen aikana.

Huomautus: Lumea-hoito ei ole tehokasta, jos ihokarvasi ovat erittäin vaaleat, vaaleat tai punaiset, sillä vaaleat ihokarvat eivät ime riittävästi valoa. Alta näet niiden ihokarvojen värit, joiden käsitellyyn Lumea soveltuu hyvin.

Sopivat ihokarvojen värit



Tuotteen ominaisuudet

Heti ensimmäisen hoidon jälkeen

Ensimmäisen hoidon jälkeen voi kestää 1–2 viikkoa, ennen kuin ihokarvoja irtoaa. Hoitojakson aloittamista seuraavien ensimmäisten viikkojen aikana voit havaita joidenkin ihokarvojen edelleen kasvavan. Nämä ovat luultavasti niitä ihokarvoja, jotka eivät ole olleet kasvuvalleessa ensimmäisten hoitojen aikana.

2–3 hoitokerran jälkeen

2–3 hoitokerran jälkeen ihokarvojen kasvussa pitäisi olla havaittavaa vähennystä. Jotta kaikki ihokarvat tulevat tehokkaasti käsittelyksi, on kuitenkin tärkeää jatkaa hoitoja suositellun hoitoaikataulun mukaisesti.

4–5 hoitokerran jälkeen

4–5 hoitokerran jälkeen ihokarvojen kasvussa pitäisi olla havaittavaa merkittävää vähennystä alueilla, jotka ovat saaneet Lumea-hoitoa. Myös ihokarvojen tiheyden pienentämisen pitäisi näkyä. Jatka hoitoa säännöllisin viimeistelyin (joka 4.–8. viikko) tulosten säilyttämiseksi.

Rusketusohjeita

Ruskettaminen auringonvalossa tai keinovalossa



Ihon tarkoituksellinen altistaminen auringon- tai keinovalolle rusketustarkoitukseissa vaikuttaa ihon herkkyyteen ja väriin. Siksi on tärkeää ottaa huomioon seuraavat seikat:

- Odota jokaisen hoidon jälkeen vähintään 48 tuntia, ennen kuin hankit rusketusta. Vielä 48 tunnin jälkeenkin varmista, ettei hoidetussa ihossa näy yhtään hoidosta aiheutuvaa punoitusta.
- Jos altistat ihosi auringolle (ilman tahallista ruskettumista) hoitoa seuraavan 48 tunnin aikana, käytä hoidetuilla alueilla aurinkorasvaa, jonka suojareroin on 50+. Tämän jälkeen voit käyttää kahden viikon ajan aurinkorasvaa, jonka suojareroin on 30+.
- Odota auringonoton jälkeen vähintään 2 viikkoa, ennen kuin käytät Lumeaa. Tee ihotesti, kun määrität sopivan valotehoasetuksen.
- Älä käytä Lumeaa palaneille vartalon alueille.

Huomautus: Ajoittaista ja epäsuoraa auringonvaloa ei katsota rusketuksen hankkimiseksi.

Ruskettaminen voiteilla

Jos olet käyttänyt rusketusvoiteita, odota, kunnes keinorusketus on kadonnut kokonaan, ennen kuin käytät laitetta.

Ennen kuin käytät Lumeaa

Valmistele iho



Valmistele iho ennen Lumean käyttöä poistamalla ihan pinnalla olevat karvat. Tällä tavoin valo pääsee imetyymään ihan alla oleviin ihokarvojen osiin, mikä varmistaa tehokkaan hoidon. Ihokarvat voi poistaa ladyshavella, trimmerillä, epilaattorilla tai vahalla. Älä käytä karvanpoistovoiteita, koska kemikaalit voivat aiheuttaa ihoreaktioita.



Jos käytät vahaa, odota 24 tuntia ennen kuin käytät Lumeaa, jotta iho saa levätä. Suosittelemme, että käyt suihkussa ennen hoitoa, jotta varmistat, että kaikki mahdollinen vaha on poistunut iholtasi.

- 1 Valmistele Lumea-hoidolla käsitteltävät alueet.
- 2 Puhdisti iho ja varmista, että se on karvaton ja kuiva ja ettei iholla ole mitään öljypohjaisia ainesosia.

Huomautus: Kun ihokarvat eivät enää kasva uudelleen, mikä on tavallista 4–5 hoitokerran jälkeen, sinun ei enää tarvitse valmistella ihoa ennen laitteen käyttämistä.

Ihotesti

Kun käytät Lumeaa ensimmäisen kerran tai pian auringonoton jälkeen, tee ihotesti kaikille hoidettaville alueille. Ihotesti on tarpeen, jotta voit tarkistaa, miten ihosi reagoi hoitoon ja että voit määrittää oikean valovoimakkuusasetuksen kehon kaikille alueille.

- 1 Valitse alue käsitteltävänalueen läheltä.
- 2 Kytke laite päälle. Varmista, että valitset asetuksen 1.

- 3 Aseta laite ihoa vasten ja väläytä valoa painamalla välähdyspainiketta.
- 4 Liu'uta laite ihoa pitkin seuraavalle käsiteltävälle alueelle.
- 5 Nosta asetusta yhden tason verran, väläytä valoa ja liu'uta laite seuraavalle alueelle. Toista tämä kaikilla ihotyypillesi suositeltavan alueen tasoilla.
- 6 Odota ihotestin jälkeen 24 tuntia ja tarkista ihosi mahdolliset reaktiot. Jos iholla näkyy reaktio, valitse korkein asetus, joka ei aiheuttanut mitään ihoreaktiota.

Philips Lumean käyttö


Ihon sävyn tunnistin

Turvallisuden parantamiseksi integroitu ihan sävyn tunnistin mittaa ihan sävyn kunkin hoitojakson alussa ja ajoittain hoidon aikana. Jos se havaitsee, että iho on sävyltäään liian tumma hoidettavaksi Lumealla, käyttövalmiiden merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti oranssina, ja laite kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä ihoreaktioiden estämiseksi. Tämä tarkoittaa, että laite ei välähdä, kun painat välähdyspainiketta.

Oikean valotehon valitseminen

Lumeassa on 5 eri valotehoa. Valoteho tulee asettaa itselle sopivaksi ihan tyypin mukaan.

- 1 Katso seuraavasta taulukosta, mikä on oikea valoteho.



- 2** Säädä valotehoasetusta painamalla virtapainiketta yhden tai useampia kertoja, kunnes asetus on haluamasi. Asetusta vastaava valotehon merkkivalo syttyy palamaan vihreänä.

Huomautus: Laite kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä ihoreaktioiden estämiseksi, jos ihan sävy on liian tumma. Laitteeseen integroitu anturi ei kuitenkaan kerro, mikä valotehoasetus sopii sinulle parhaiten, sillä **Philips Lumea Essential -laitteessa voit valita sinulle sopivan valotehon.**

- 3** Lumea ei saa tuntua kivuliaalta. Vähennä valotehoasetusta, jos hoito tuntuu epämukavalta.
- 4** Jos olet viime aikoina ottanut aurinkoa, tee ihotesti määrittääksesi sopivan valotehoasetuksen.

Ihotyyppi	Ihon sävy	Valotehoasetus
I	Valkoinen: iho palaa aina auringossa, ei rusketusta.	4/5
II	Beige: iho palaa helposti auringossa, heikko rusketus.	4/5
III	Vaaleanruskea: iho palaa helposti auringossa, hitaasta rusketuksesta vaa leanruskeaan rusketukseen.	3/4
IV	Keskiruskea: iho palaa harvoin auringossa, helppo rusketus.	1/2/3

106 Suomi

V

Tummanruskea: iho palaa harvoin auringossa, erittäin helppo rusketus.

Et saa käyttää laitetta

VI


Ruskeanmusta tai tummempi: iho palaa harvoin tai ei koskaan auringossa, erittäin tumma rusketus.

Et saa käyttää laitetta




Huomautus: Ihosi voi reagoida eri tavoilla eri päivinä tai eri tilanteissa useista eri syistä.

Laitteen käsitteleminen



- 1 Puhdistaa valoikkuna ennen käyttöä.
- 2 Työnnää pieni liitin laitteeseen ja kytke verkkolaite pistorasiaan.
- 3 Käynnistää laite ja valitse ihollesi sopiva valoteho.



- 4 Aseta laite 90°:n kulmaan ihoa vasten niin, että integroitu turvajärjestelmä koskettaa ihoa. Integroitu turvajärjestelmä estää tahattoman välähdyksen ilman ihokontaktia.



- 5** Paina laitetta kevyesti ihoasi vasten, jotta varmistat oikean ihokontaktin. Laite suorittaa tällöin automaattisesti ihmisen sävyn analyysin, ja käyttövalmiiden merkkivalo alkaa vilkkuu hitaasti oranssina sen merkiksi, että voit jatkaa hoitoa.

Huomautus: Jos käyttövalmiiden merkkivalo alkaa vilkkuu nopeasti oranssina, ihosi sävy ei sovellu laitteen käyttöön. Tällöin laite kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä. Voit ehkä kuitenkin käyttää laitetta sävyltään vaaleammilla ihmisen alueilla.

Huomautus: Jos käyttövalmiiden merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti oranssina, laitetta ei ole asetettu kokonaan ihoasi vasten.

VINKKI: Jos käytät Lumeaa bikinialueella ja haluat jättää osan karvoista käsittämättä, varmista, että ihmisen sävyn tunnistinta ei aseteta jäljelle jääneiden karvojen päälle, sillä se voi tukkia laitteen.



- 6** Väläytä valoa painamalla välähdyspainiketta. Laite antaa hiljaisen merkkiaän. Välähdystä pitäisi seurata lämmön tunne.

Huomautus: Laitteen tuottamasta valosta ei ole haittaa silmille. Käytön aikana ei tarvita suojalaseja. Käytä laitetta hyvin valaistussa huoneessa, jotta laite ei häikäise silmiäsi.

- 7** Aseta laite hoidettavan alueen viereen. Laite on valmis uuteen väläytykseen 3,5 sekunnin kuluessa edellisestä väläytyksestä. Laite on valmis välähtämään, kun käyttövalmiiden merkkivalo syttyy uudelleen.



- 8 Varmista kaikkien alueiden hoito väläytämällä valo toisiaan lähellä olevilla alueilla. Vaikuttava valo tulee vain valoikkunasta, joten hoidettavien alueiden tulee olla hieman limittäin. Varmista kuitenkin, että käsittelet saman alueen vain kerran. Valon väläyttäminen samalla alueella kahdesti ei paranna hoidon tehoa, mutta kasvattaa ihortreaktioiden riskiä.
- 9 Kun olet lopettanut hoidon, katkaise laitteen virta pitämällä virtapainiketta painettuna 2 sekuntia.

Kaksi hoitolaitaa: Leima ja välähydys sekä Liu ja välähydys

Philips Lumea sisältää kaksi hoitolaitaa, joista voit valita kulloisellekin hoidettavalle kehon alueelle paremmin sopivan vaihtoehdon:

- Leima ja välähydys -tila sopii pienten tai kaarevien alueiden, kuten polvien ja kainalojen, käsitellyyn. Paina väläytypainiketta ja vapauta se, kun haluat yhden väläytyksen.
- Liu ja välähydys -tila on käytännöllinen erityisesti suurempien alueiden, kuten jalkojen, käsitellyssä. Pidä välähydspainiketta painettuna, kun liu'utat laitetta iholla, jolloin valo välähtää useita kertoja peräkkäin.

Suositeltava hoitoaikataulu

Ensimmäisten 4–5 hoitokerran ajan suosittelemme Philips Lumean käytämistä joka toinen viikko, jotta kaikki ihokarvat tulevat käsitellyiksi.




Viimeistelyvaihe



Aloitusvaiheen (4–5 hoitoa) jälkeen suosittelemme viimeistelyä 4–8 viikon välein, kun näet ihokarvojen kasvavan takaisin. Tällä tavoin säilytät tulokset ja voit nauttia sileäästi ihosta kuukausien ajan. Hoitojen väli voi vaihdella ihokarvojen yksilöllisen kasvun ja kehon eri alueiden mukaan.

Hoitoaika ihoalueen mukaan



SC1985 on 40 % nopeampi kuin SC1984 tai SC1983 ja sen hoitoajat ovat lyhyemmät.

Käytön jälkeen

Yleiset ihoreaktiot

Ihosi voi punoittaa ja/tai pistellä jonkin verran tai tuntua lämpimältä. Tämä reaktio on vaaraton ja katoaa nopeasti.


Ihokarvojen ajelemisen tai ihokarvojen ajelemisen ja valohoidon yhdistelmä saattaa aiheuttaa ihan kuivumista ja kutinaa. Voit viilentää aluetta jäätäkseenksella tai kostealla pyyhkeellä. Jos iho on edelleen kuiva, levitä hoitoalueelle hajustamatonta kosteusvoidetta vuorokausi hoidon jälkeen.

Jälkihoito

Käytön jälkeen voit käyttää hoidetulla alueella kosteusemulsioita, voidetta, deodoranttia, kosteusvoidetta tai kosmetiikkatuotteita. Jos havaitset hoidon jälkeen ärsytystä tai punotusta, odota, kunnes se häviää, ennen kuin käytät ihollasi mitään tuotetta. Jos havaitset ärsytystä tai punotusta jonkin tuotteen käytön jälkeen, pese tuote pois vedellä.

Puhdistus ja säilytys

- 1 Katkaise laitteesta virta käytön jälkeen, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
- 2 Kostuta pehmeä liina muutamalla vesipisaralla ja puhdista seuraavat osat:
 - valoikkuna
 - ihan sävyn tunnistin
- 3 Säilytä laitetta pölyttömässä ja kuivassa paikassa 0–60 °C:een lämpötilassa.



Takuu ja tuki

Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa **www.philips.com/support** tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.

Kierrätys



- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).
- Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierräystä ja hävittämistä koskevia säätöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisiille koituvia haittavaikutuksia.

Tekniset tiedot

SC198X

Nimellisjännite 100–240 V

Nimellistäajuus 50–60 Hz

Nimellisteho 36 W

Suojaus Luokka II
sähköiskuva
vastaan

Suojaluokitus IP 30 (EN 60529)

Käyttöolosuh Lämpötila: +10...+35 °C
teet

Suhteellinen kosteus: 30–75 %

Spektri: >475 nm

Vianmääritys

Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite tai verkkolaite kuumenee käytön aikana.	Tämä on normaalia.	Toimenpiteitä ei vaadita.
Kun asetan laitteen iholle, laite ei välähdä. Käyttövalmiuden merkkivalo vilkkuu nopeasti oranssina.	Ihosi sävy on käsiteltäväällä alueella liian tumma.	Käsittele sävyltään vaaleammat kehon alueet Lumealla.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Käyttövalmiuden merkkivalo ei syty, kun lisäosa asetetaan iholle, mutta tuuletin toimii.	Ylikuumenenemissuoja on aktivoitunut.	Kun ylikuumenenemissuoja on aktivoitunut, tuuletin toimii edelleen. Älä katkaise laitteesta virtaa, vaan anna sen jäähtyä noin 15 minuutin ajan, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Käyttövalmiuden merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina, mutta laite ei välähdää, kun painan välähdyspainiketta.	Laite täytyy nollata.	Voit nollata laitteen sammuttamalla ja käynnistämällä sen uudelleen.
En pysty lisäämään tai vähentämään valotehon asetuksia. / Valotehon merkkivalo ja käyttövalmiuden merkkivalo palavat.	Laite täytyy nollata.	Voit nollata laitteen sammuttamalla ja käynnistämällä sen uudelleen.
Laitteesta tulee epätavallista hajua.	Valoikkuna ja/ tai ihon sävyn tunnistin on likainen.	Puhdista valoikkuna tai ihon sävyn tunnistin huolellisesti.
Et ole poistanut käsiteltävän alueen ihokarvoja kunnolla. Nämä ihokarvat voivat palaa ja aiheuttaa hajua.		Valmistele iho ennen lumearn käyttöä.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Iho tuntuu hoidon aikana normaalia herkemmältä. / Laitteen käyttäminen on liian kivuliasta.	Käytetty valotehoasetus on liian suuri.	Tarkista, oletko valinnut oikean valotehon. Valitse tarvittaessa alhaisempi valoteho.
	Et ole poistanut käsittelytavan alueen ihokarvoja.	Valmistele iho ennen Lumean käyttöä.
	Valoikkunan UV-suodatin on rikki.	Jos UV-suodatin on rikki, älä käytä laitetta enää. Ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
	Olet käsitellyt aluetta, jonka käsittelymiseen laitetta ei ole tarkoitettu.	Älä koskaan käytä laitetta seuraavilla alueilla: sisemät häpyhuulet, peräaukko, nännit, nännpipihat, huulet, sieraimien ja korvien sisäpuoli, silmän ja kulmakarvojen ympärys. Miehet eivät saa käyttää laitetta kasvojen, kaulan tai kivespussien alueella.
Ihoreaktio hoidon jälkeen kestää normaalia pidempää.	Olet käyttänyt liian suurta valotehoasetusta.	Valitse seuraavalla kerralla alhaisempi teho. Katso Philips Lumean käyttö, kohta Oikean valotehon valitseminen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Hoidon tulos ei ole tyydyttävä.	Olet käyttänyt liian pientä valotehoasetusta.	Valitse seuraavalla kerralla suurempi teho.
	Et väläytänyt valoa aikaisemmin käsittelyn alueen vieressä olevalle alueelle.	Sinun on väläytettävä valoa toisiaan lähellä olevilla alueilla.
	Laite ei sovi ihokarvojesi värissävylle.	Hoito ei ole tehokasta, jos ihokarvasi ovat erittäin vaaleat, harmaat tai punaiset.
	Et käytä laitetta tarpeeksi usein.	Jotta kaikki ihokarvat saadaan poistettua, kehotamme sinua noudattamaan suositeltua hoitoaikataulua. Voit lyhentää hoitojen välistä aikaa, mutta älä käsitle mitään ihoalueita useammin kuin kerran kahdessa viikossa.
	IPL-käsittely vaikuttaa sinuun tavallista hitaammin.	Jatka laitteen käyttöä vähintään 6 kuukautta, sillä uusien karvojen kasvu voi tänä aikana edelleen vähentyä.



© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
4222100.3964.1