



**PHILIPS**

Lumea

SC1997, SC1999







SC1997 (2a, 2b)  
SC1999 (2a, 2b, 2c)



English 6  
Français 26  
العربية 47  
فارسی 63

## Welcome

Welcome to the beauty world of Lumea! You are only a few weeks away from silky-smooth skin.

Philips Lumea uses Intense Pulsed Light (IPL) technology, known as one of the most effective methods to continuously prevent hair regrowth. In close cooperation with licensed dermatologists we adapted this light-based technology, originally used in professional beauty salons, for easy and effective use in the safety of your home. Philips Lumea is gentle and offers convenient and effective treatment at a light intensity that you find comfortable. Unwanted hairs are finally a thing of the past. Enjoy the feeling of being hair-free and look and feel amazing every day.

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). For further information, please go to [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea) to find our experts' advice, tutorial videos and FAQs and make the most of your Lumea.

## Device overview (Fig. 1)

- 1 Light exit window with integrated UV filter
- 2 Attachments
  - a Body attachment
  - b Facial attachment
  - c Bikini attachment (SC1999)
- 3 Reflector inside the attachment
- 4 Integrated safety system
- 5 Skin tone sensor
- 6 Electronic contacts
- 7 Flash button
- 8 Opening for electronic contacts
- 9 On/off button
- 10 Intensity lights (1-5)
- 11 'Ready to flash' light
- 12 Air vents
- 13 Device socket
- 14 Adapter
- 15 Small plug
- 16 Pouch (not shown)

## Who should not use Lumea? Contraindication

### General conditions

- Never use the device if you have skin type V or VI (You rarely to never sunburn, very dark tanning). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as hyperpigmentation and hypopigmentation, strong redness or burns.

Note: To check if your skin type allows usage of the device, consult the skin tone table with number 2 on the foldout page.



- Never use the device if you are pregnant or breastfeeding as the device was not tested on pregnant or breastfeeding women.
- Never use the device if you have any active implants such as a pacemaker, neurostimulator, insulin pump etc.

## Medications/History

Never use the device if you take any of the medications listed below:

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated in the past week with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are taking photosensitizing agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the device if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.

Never use the device:

- If you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.
- If you are on painkillers which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you take immunosuppressive medications.
- If you have had surgery in the areas to be treated in the last 3 weeks.

## Pathologies/Disorders

Never use the device:

- If you have diabetes or other systemic or metabolic diseases.
- If you have congestive heart disease.
- If you have a disease related to photosensitivity, such as polymorphic light eruption (PMLE), solar urticaria, porphyria etc.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

## Skin condition

Never use the device:

- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- On irritated (red or cut), sunburned, recently tanned or fake-tanned skin.
- On the following areas without consulting your doctor first: moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars and skin anomalies. This can result in a burn and a change in skin color, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.
- On following areas: warts, tattoos or permanent make-up.



## Location/areas

Never use the device on the following areas:



- Around the eyes and on or near the eyebrows.
- On the lips, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- Men must not use the device on the face and neck including all beard-growing areas, nor on the whole genital area.
- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- Over or near anything artificial like silicone implants, subcutaneous injection ports (for instance an insulin dispenser) or piercings.

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the device, we advise you to consult your doctor.

## Important

### Danger



- Keep the device and the adapter dry.
- If the device is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).

## Warning

- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- The device is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the device with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults of 18 years and older can use the device freely.
- Always check the device before you use it. Do not use the device or adapter if it is damaged.
- Do not use the device if the UV filter of the light exit window is broken.
- Do not modify or cut off any part of the adapter or the cord, as this causes a hazardous situation.
- Do not use any pencil or pen to mark the areas to be treated. This may cause burns on your skin.
- Hair removal by intense pulsed light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage treated on the face and neck.
- The light exit window can become very hot after use. Do not touch the inner part of the light exit window before it has cooled down.
- This appliance runs on electric power. You need to leave the adapter connected to a wall socket to operate the appliance. This adapter provides extra features to ensure safe operation and shall not be replaced by another type of adapter. Only use the detachable supply unit (S036NV2400150) provided with this appliance (see symbol).



Note: If you notice a skin tone has changed since the last treatment (e.g. due to tanning), we recommend that you perform a skin test and to wait 30 minutes before your next treatment.

### To prevent damage

- Make sure that nothing obstructs the airflow through the ventilation slots of the device.
- Never subject the device to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the device from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Store the device in a dust free and dry place.
- Do not expose the device to temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- To prevent damage, do not expose the device to direct sunlight or UV light for several hours.

### Caution

- This device is only intended for removing unwanted body hair from areas below the cheekbone. Do not use it for any other purpose. Doing so may expose you to a hazardous situation. Men must not use it on the face and neck including all beard-growing areas and the whole genital area.




- This device is not washable. Never immerse the device in water and do not rinse it under the tap.
- For hygienic reasons, the device should only be used by one person.

- Use the device only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the device.
- The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes.
- Always return the device to a service center authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Never leave the device unattended when it is switched on. Always switch off the device after use.
- Do not use the device if any of the conditions mentioned in chapter 'Who should not use Lumea? Contraindication' apply to you.
- Tanning with natural or artificial sunlight might influence the sensitivity and color of your skin. Perform a skin test to determine the appropriate light intensity setting.
- Before you use Lumea, you should clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances.
- Do not treat the same skin area more than once during a session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.
- Lumea should never be painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting.


## Electromagnetic fields (EMF)

This Philips device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


## How IPL works



With IPL technology, gentle pulses of light are applied to the skin and absorbed by the hair root. The darker the hair, the better the pulses of light are absorbed.



The pulses of light stimulate the hair follicle to go into a resting phase. As a consequence, the hair sheds naturally and hair regrowth is prevented, leaving your skin continuously silky-smooth.




The cycle of hair growth consists of different phases. IPL technology is only effective when the hair is in its growing phase. Not all hairs are in the growing phase at the same time. This is why we recommend an 8-week treatment schedule followed by touch-ups to make sure all hairs are effectively treated in the growing phase.

Note: Treatment with Lumea is not effective if you have blond or light blond hairs, as light hairs do not absorb enough light. Below you can see the hair colors for which Lumea is suitable and effective.

## Suitable body hair colors

Note: To check if your body hair color allows usage of the device, consult the hair color table with number 3 on the foldout page.



## What to expect

### Immediately after the 1st treatment

After the first treatment, it can take 1 to 2 weeks for the hairs to fall out. In the first weeks following the initial treatments, you still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were not in their growing phase during the first treatments.

## After 2-3 treatments


After 2-3 treatments, you should see a noticeable reduction in hair growth. However, to effectively treat all hairs, it is important to keep on treating according to the recommended treatment schedule.

## After 4-5 treatments

After 4-5 treatments, you should see a significant reduction of hair growth in the areas that you treated with Lumea. A reduction of hair density should be visible as well. Keep on treating with frequent touch-ups (every 4-8 weeks) to maintain the result.

## Tanning advice

### Tanning with natural or artificial sunlight



Intentionally exposing your skin to natural or artificial sunlight with the aim of developing a tan influences the sensitivity and color of your skin.

Therefore the following is important:

- After each treatment, wait at least 48 hours before tanning. Even after 48 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore.
- In case of exposing your skin to the sun (without tanning intentionally) in the 48 hours after treatment, use a sunblock SPF 50+ on the treated areas. After this period, you can use a sunblock SPF 30+ for two weeks.
- After tanning, wait at least 2 weeks before you use Lumea. Perform a skin test to determine the appropriate light intensity setting.
- Do not use Lumea on sunburned body areas.


Note: Occasional and indirect sun exposure does not qualify as tanning.

### Tanning with creams


If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has disappeared completely before you use the device.

## Before you use your Lumea

### Pretreating your skin



Before you use Lumea, you should pretreat your skin by removing hairs on the surface of your skin. This allows the light to be absorbed by the hair parts below the skin surface to ensure effective treatment. You can either shave, short-trim, epilate or wax. Do not use depilatory creams, as chemicals may cause skin reactions.



If you chose to wax, please wait 24 hours before using Lumea to let your skin rest. We recommend that you take a shower before the treatment to ensure that all possible residue of wax has been removed from your skin.

- 1 Pretreat the areas you intend to treat with Lumea.
- 2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances.

**Note:** Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4-5 treatments, you no longer have to pretreat your skin before you use the device.

## Skin test

When you use Lumea for the first time or after recent tanning, perform a skin test on each area to be treated. The skin test is necessary to check your skin's reaction to the treatment and to determine the correct light intensity setting for each body area.

- 1 Choose an area close to the area you intend to treat.
- 2 Switch on the device. Make sure you select setting 1.
- 3 Put the device against your skin and press the flash button to release a flash.
- 4 Slide the device over the skin to the next area to be treated.
- 5 Increase the setting by one level, apply a flash and slide the device to the next area. Repeat this for all levels within the recommended range for your skin type.
- 6 After the skin test, wait 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use. The skin test should be performed in all the areas you want to treat.

## Using your Philips Lumea


### Skin tone sensor

For extra safety the integrated skin tone sensor measures the skin tone at the beginning of each session and occasionally during the session. If it detects a skin tone that is too dark for treatment with Lumea, the device automatically disables to prevent you from developing skin reactions. This means that it does not emit pulses when you press the flash button.


## Attachments

### Placing and removing

To place the attachment, simply snap it onto the light exit window.



To remove the attachment, pull it off the light exit window.



### Body attachment

You can use the body attachment to treat unwanted hair on several body areas below the neckline. You can use it for example for fast treatment of larger areas like legs.

### Facial attachment

The facial attachment includes an additional integrated light filter for extra safety and you can therefore use it to treat unwanted facial hair on the upper lip, chin and sideburns.

#### Caution:

- Do not treat your eyebrows with Lumea.
- When you treat the area above your upper lip, be careful that you do not flash on the lip.

### Bikini attachment (SC1999)

The bikini area attachment has a special filter for treating the coarser hair in the bikini area.




## Selecting the right light intensity

Lumea provides 5 different light intensities. Depending on your skin type and the light intensity level you find comfortable, you can select the right light intensity setting.

- 1 Consult the table below to select the right setting.





- 2 To adjust the light intensity setting, press the on/off button one or more times until you have reached the required setting. The corresponding intensity light lights up white.

Note: The device automatically disables when your skin tone is too dark, to prevent you from developing skin reactions. The integrated skin tone sensor does not tell you which light intensity setting to use, as Philips Lumea gives you the freedom to select the light intensity that you find most convenient.

- 3 Lumea should never be painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting.
- 4 After recent tanning, perform a skin test to determine the right light intensity setting.


| Skin type | Skin tone                                                                 | Light intensity setting   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| I         | White; You always sunburn, never tan.                                     | 4/5                       |
| II        | Beige; You easily sunburn, tan minimally.                                 | 4/5                       |
| III       | Light brown; You sunburn easily, tan slowly to light brown.               | 4/5                       |
| IV        | Mid brown; You rarely sunburn, tan easily.                                | 3/4                       |
| V         | Dark brown; You rarely sunburn, tan very easily.                          | You cannot use the device |
| VI        | Brownish black or darker; You rarely or never sunburn, very dark tanning. | You cannot use the device |

Note: To check if your skin type allows usage of the device, consult the skin tone table with number 2 on the foldout page.




Note: Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons.

## Handling the device




- 1 Before use, clean the attachments and the light exit window.
- 2 Put the small plug in the device and put the adapter in the wall socket.
- 3 Switch on the device and select the right light intensity for your skin tone.



- 4 Place the device at a 90° angle on the skin so that the attachment and the integrated safety system are in contact with your skin


The integrated safety system prevents unintentional flashing without skin contact.



- 5 Press the device firmly onto your skin to ensure proper skin contact. The device then automatically performs a skin tone analysis and the 'ready to flash light' lights up white to indicate that you can proceed with the treatment.

Note: When the 'ready to flash' light lights up orange, your skin is not suitable for treatment. In this case, the device automatically disables. You can try to use the device on other areas with a lighter skin tone.


TIP: If you use Lumea on your bikini area and want to leave some hair in place, make sure that the skin tone sensor is not placed on the remaining hair during the treatment, as this can cause the device to block.



- 6 Press the flash button to release a flash. You should feel a warm sensation because of the flash.

Note: The light produced by the device is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes.

- 7 Place the device on the next area to be treated. After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the device is ready to flash again. You can release a flash when the 'ready to flash' light lights up again.



- 8 To make sure that you have treated all areas, release the flashes close to each other. Effective light only comes out of the light exit window, therefore there should be some overlap. However, make sure you flash the same area only once. Flashing the same area twice doesn't improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.
- 9 When you have finished the treatment, press and hold the on/off button for 2 seconds to switch off the device.

### Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash

Your Philips Lumea has two treatment modes for more convenient use on different body areas:

- The Stamp & Flash mode is ideal to treat small or curvy areas like knees and underarms. Simply press and release the flash button to release a single flash.
- The Slide & Flash mode offers convenient use on larger areas like legs. Keep the flash button pressed while you slide the device over your skin to release several flashes in a row.

## Recommended treatment schedule

### Initial phase

For the first 4 to 5 treatments, we advise you to use Philips Lumea once every two weeks to ensure that all hairs are treated.




### Touch-up phase

After the initial treatment phase (4-5 treatments), we recommend touch-ups every 4 to 8 weeks, when you see hairs growing back. This is to maintain results and enjoy smooth skin for months. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas.



## Recommended attachment & treatment time per area



## After use

### Common skin reactions

Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.

Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. You can cool the area with an ice pack

or a wet face cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturizer on the treated area 24 hours after the treatment.

### Rare side effects

- Burns, excessive redness (e.g. around hair follicles) and swelling: these reactions occur rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discoloration: this occurs very rarely. Skin discoloration manifests itself as either a darker patch (hyperpigmentation) or a lighter patch (hypopigmentation) than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If the discoloration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discolored areas until the discoloration has disappeared and your skin has regained its normal skin tone.
- Skin infection is very rare but is a possible risk following a (micro)wound, a skin burn, skin irritation etc.
- Epidermal heating (a sharply defined brownish area which often occurs with darker skin tones and is not accompanied with skin dryness): This reaction occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 week, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Blistering (looks like small bubbles on the surface of the skin): this occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 month or when the skin gets infected, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Scarring: often the secondary effect of a burn, which can take longer than a month to heal.

- Folliculitis (swelling around hair follicles combined with pustule formation): this reaction occurs very rarely and is the result of bacteria penetrating the damaged skin. In case this reaction occurs, we advise you to consult a doctor as folliculitis may need antibiotic ointment.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the device on skin that is not hair-free, if you use the device at a light intensity that is too high for your skin tone, if you flash the same area more than once and if you use the device on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc.

## Aftercare



After use, you can safely apply lotions, creams, deodorant, moisturizer or cosmetics to the treated areas. If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water.

**Note:** when following all instructions you may still get skin reactions. In this case stop using the device and contact the consumer care center in your country.

## Cleaning & storage

After use, switch off the device, unplug it and let it cool down.

- 1 Remove the attachment.



- 2 Moisten the soft cloth supplied with the device with a few drops of water and use it to clean the following parts:
  - the light exit window
  - the outside surface of the attachments
  - the reflector inside the attachments
  - the reddish filter glass inside the facial attachment.
- 3 Let all parts air dry thoroughly.
- 4 Store the device in a dust-free and dry place at a temperature between 0 °C and 60 °C.

## Warranty and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the international warranty leaflet.

## Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

## Technical specifications

### SC1999, SC1997

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Rated voltage                     | 100 V - 240 V                                                          |
| Rated frequency                   | 50 Hz - 60 Hz                                                          |
| Rated input                       | 36 W                                                                   |
| Protection against electric shock | Class II                                                               |
| Protections rating                | IP 30 (EN 60529)                                                       |
| Operating conditions              | Temperature: +15 °C to 35 °C                                           |
| Storage conditions temperature    | -25 °C to 70 °C                                                        |
| Storage conditions humidity       | Less than 90% (non condensing)                                         |
| Operating pressure                | 700 hPa - 1060 hPa                                                     |
| Altitude                          | Max. 3000 m                                                            |
| Emitted wavelengths               | 530 nm - 1400 nm                                                       |
| Optical exposure                  | 2.5 - 5.0 J/cm <sup>2</sup> , depending on chosen setting              |
| Maximum optical energy            | 20 J                                                                   |
| Pulse duration                    | <1.5 ms                                                                |
| Repetition time                   | 1-3.5 s, depending on chosen setting                                   |
| Optical homogeneity               | Max. +/- 20% deviation from average optical exposure in treatment area |

## Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the device. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

| Problem                                                                                                                                           | Possible cause                                                     | Solution                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The device/adaptor becomes warm during use                                                                                                        | This is normal.                                                    | No action required.                                                                                                                  |
| When I place the device on the skin it does not release a flash. The 'ready to flash' light blinks orange and then lights up orange continuously. | Your skin tone in the area to be treated is too dark.              | Treat other body areas with lighter skin tones with Lumea.                                                                           |
| The 'ready to flash' light doesn't light up when I place the attachment on my skin, but the cooling fan works.                                    | The device is not completely in contact with your skin.            | Place the device at a 90 degree angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.                 |
| The 'ready to flash' light lights up white but the device does not produce a flash when I press the flash button.                                 | The device needs to be reset.                                      | To reset the device, switch it off and switch it on again.                                                                           |
| The intensity lights are blinking alternately, going from 1 to 5, then 5 to 1.                                                                    | The overheat protection has been activated.                        | Let the device cool down until the lights stop blinking alternately. After approx. 5 minutes the device will automatically turn off. |
| The intensity lights are all blinking.                                                                                                            | The device needs to be reset.                                      | To reset the device, switch it off and unplug the adaptor from the mains. Then, plug it in and switch it on again.                   |
| The skin reaction after treatment last longer than usual.                                                                                         | You have used a light intensity setting which is too high for you. | Select a lower intensity next time. See chapter 'Using your Philips Lumea', section 'Selecting the right light intensity'.           |



| Problem                                                             | Possible cause                                                    | Solution                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The results of the treatment are not satisfactory.                  | You have used a light intensity setting which is too low for you. | Select a higher setting next time.                                                                                                                                                               |
|                                                                     | You did not flash an area adjacent to an area you treated before. | You have to release the flashes close to each other.                                                                                                                                             |
|                                                                     | The device is not effective on your body hair color.              | If you have white, grey, light blond, blond, or red hair, the treatment is not effective.                                                                                                        |
|                                                                     | You do not use the device as often as recommended.                | To remove all hairs successfully, we advise you to follow the recommended treatment schedule. You can reduce the time between treatments, but do not treat more often than once every two weeks. |
|                                                                     | You respond more slowly to IPL treatment.                         | Continue using the device for at least 6 months, as hair regrowth can still decrease over the course of this period.                                                                             |
| My body attachment does not have an integrated glass/filter/window. | This is normal.                                                   | The body attachment does not contain a glass/filter/window.                                                                                                                                      |

## Bienvenue

Bienvenue dans le monde de la beauté de Lumea ! Seules quelques semaines vous séparent d'une peau lisse et soyeuse.

Philips Lumea fait appel à la technologie à lumière pulsée intense (IPL), connue comme l'une des méthodes les plus efficaces pour empêcher définitivement la repousse des poils. En étroite coopération avec des dermatologues agréés, nous avons adapté cette technologie à base de lumière, utilisée à l'origine dans les salons de beauté professionnels, pour une utilisation simple et efficace chez vous. Philips Lumea est doux et offre un traitement pratique et efficace à une intensité lumineuse que vous trouverez agréable. Les poils indésirables font enfin partie du passé. Savourez la sensation de peau nette, soyez et sentez-vous magnifique tous les jours.

Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Pour plus d'informations, consultez le site [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea). Vous y trouverez des conseils d'expert, des didacticiels vidéo et des réponses aux questions fréquentes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre Lumea.

## Aperçu de l'appareil (fig. 1)

- 1 Verre filtrant avec filtre UV intégré
- 2 Accessoires
  - a Accessoire corps
  - b Accessoire visage
  - c Accessoire maillot (SC1999)
- 3 Réflecteur intégré à l'accessoire
- 4 Système de sécurité intégré
- 5 Capteur du teint de la peau
- 6 Contacts électroniques
- 7 Bouton Flash
- 8 Accès aux contacts électroniques
- 9 Bouton marche/arrêt
- 10 Voyants d'intensité (1 - 5)
- 11 Voyant « prêt-à-flasher »
- 12 Fentes de ventilation
- 13 Prise de l'appareil
- 14 Adaptateur
- 15 Petite fiche
- 16 Housse (non illustrée)

## Qui ne doit pas utiliser Lumea ? Contre-indication

### Conditions générales

- N'utilisez jamais l'appareil si vous avez une peau de type V ou VI (vous avez rarement des coups de soleil, voire jamais, votre bronzage est très foncé). Dans ce cas, vous courez un risque important de développement de réactions cutanées, telles qu'une hyperpigmentation et une hypopigmentation, une rougeur intense ou des brûlures.

Remarque : Pour vérifier si vous pouvez utiliser cet appareil sur votre type de peau, consultez le tableau de teint de peau portant le numéro 2 sur la page dépliant.



- n'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, car il n'a pas été testé sur les femmes enceintes ou allaitantes.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous portez un implant actif quelconque, tel qu'un stimulateur cardiaque, un neurostimulateur, une pompe à insuline, etc.

### Médicaments/historique

N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes dans l'un des cas suivants :

- Si vous suivez ou avez suivi la semaine précédente un traitement à base d'acides alpha hydroxylés (AHA), d'acides bêta hydroxylés (BHA), d'isotrétinoïne topique et d'acide azélaïque.
- Si vous avez pris de l'Accutane® ou du Roaccutane® à l'isotrétinoïne sous toute forme que ce soit au cours des six derniers mois. Ce traitement rend la peau plus susceptible aux déchirures, plaies et irritations.

- Si vous prenez des médicaments ou produits photosensibilisants, reportez-vous à leur notice, et n'utilisez en aucun cas l'appareil si cette dernière indique des risques de réaction photo-allergique ou photo-toxique, ou si elle précise qu'il faut éviter une exposition au soleil.
- Si vous prenez des médicaments anticoagulants, y compris de fortes doses d'aspirine, à un rythme ne permettant pas d'aménager une période d'élimination d'une semaine avant chaque séance.

N'utilisez jamais l'appareil dans les conditions suivantes :

- Si vous avez suivi une radiothérapie ou une chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- Si vous prenez des analgésiques, qui réduisent la sensibilité de votre peau à la chaleur.
- Si vous prenez des immunosuppresseurs.
- Si vous avez subi une intervention chirurgicale sur les zones à flasher dans les 3 dernières semaines.

## Pathologies/Affections

N'utilisez jamais l'appareil dans les conditions suivantes :

- Si vous souffrez de diabète ou d'une autre maladie systémique ou métabolique.
- Si vous souffrez d'une maladie cardiaque congestive.
- Si vous souffrez d'une maladie entraînant une photosensibilité, comme la lucite polymorphe (LP), l'urticaire solaire, la porphyrie, etc.
- Si vous présentez des antécédents de maladie du collagène, y compris des antécédents de formation de cicatrices chéloïdes ou de cicatrisation difficile.
- Si vous souffrez d'épilepsie avec sensibilité aux flashes.
- Si votre peau est sensible à la lumière et développe facilement une irritation ou une réaction allergique.

- Si vous avez une maladie de peau comme un cancer de la peau actif, si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou un autre cancer localisé dans les zones à flasher.
- Si vous présentez des antécédents de troubles vasculaires, tels que varices ou ectasie vasculaire dans les zones à flasher.
- Si vous présentez un trouble de la coagulation.
- Si vous avez des antécédents de maladie immunodépressive (y compris infection par le VIH ou le SIDA).

## Affection cutanée

N'utilisez jamais l'appareil dans les conditions suivantes :

- Si vous souffrez d'infections, d'eczéma, de brûlures, de follicules enflammés, de lacérations ouvertes, d'abrasions, d'herpès simplex (herpès labial), de plaies ou de lésions, d'hématomes sur les zones à flasher.
- Sur des irritations (rougeurs ou coupures), sur des coups de soleil ou sur une peau teintée par un bronzage récent ou artificiel.
- Sur les zones suivantes : Sur les grains de beauté, les taches de rousseur, les veines de taille importante, les zones à la pigmentation plus foncée, les cicatrices et les anomalies cutanées sans consultation préalable avec un médecin. Cela peut entraîner des brûlures et des modifications de la couleur de la peau, ce qui peut rendre plus difficile l'identification des maladies de peau.
- Sur les zones suivantes : Sur les verrues, les tatouages ou le maquillage permanent.

## Localisation/zones

N'utilisez jamais l'appareil sur les zones suivantes :



- Autour des yeux et sur ou près des sourcils.

- Sur les lèvres, les mamelons, les aréoles, les petites lèvres, le vagin, l'anus et l'intérieur des narines et des oreilles.
- Les hommes ne doivent pas utiliser l'appareil sur le visage et le cou, y compris la barbe, ni sur les parties génitales.
- Sur les zones sur lesquelles vous utilisez des déodorants longue durée. Cela peut entraîner des réactions cutanées.
- Au-dessus ou près de produits artificiels tels que des implants en silicone, des points d'entrée d'injection sous-cutanée (par exemple, une pompe à insuline) ou des piercings.

Remarque : cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez consulter votre médecin.

## Important

### Danger



- Évitez de mouiller l'appareil et l'adaptateur.
- Si l'appareil est endommagé, ne touchez aucun de ses composants internes afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage ! N'utilisez jamais cet appareil dans un environnement humide (p. ex. près d'une baignoire remplie d'eau, d'une douche en fonctionnement ou d'une piscine).

## Avertissement

- Ces appareils ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation des appareils par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil n'est pas destiné à des enfants de moins de 15 ans. Les adolescents de 15 à 18 ans peuvent l'utiliser avec l'autorisation et/ou l'aide de leurs parents ou des personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale. Les adultes de plus de 18 ans peuvent utiliser cet appareil en toute liberté.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur s'il est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil si le filtre UV du verre filtrant est cassé.
- Ne modifiez pas ou ne coupez pas de pièce de l'adaptateur ou du cordon car cela pourrait s'avérer dangereux.
- N'utilisez jamais aucun crayon ni stylo pour marquer les zones à traiter. Vous risqueriez de vous brûler la peau.
- L'épilation à la lumière intense pulsée peut entraîner une repousse accélérée chez certaines personnes. Au vu des données actuellement disponibles, les groupes les plus à risque à cet égard sont les femmes d'origine méditerranéenne, moyen-orientale et sud-asiatique traitées sur le visage et le cou.
- Le verre filtrant peut être très chaud après utilisation. Ne touchez pas la partie intérieure du verre filtrant avant qu'il soit refroidi.
- Cet appareil fonctionne sur alimentation électrique. Vous devez laisser l'adaptateur branché sur une prise murale pour utiliser l'appareil. Cet adaptateur présente des caractéristiques supplémentaires pour garantir un fonctionnement en toute sécurité et ne doit pas être remplacé par un autre type d'adaptateur. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible (S036NV2400150) fourni avec l'appareil (voir symbole).



Remarque : si vous remarquez un changement de teint de peau depuis la dernière séance (dû au bronzage, par exemple), nous vous conseillons d'effectuer un test cutané et d'attendre 30 minutes avant la séance suivante.

### Pour éviter tout dommage :

- veillez à ce que rien n'obstrue le flux d'air à travers les fentes de ventilation de l'appareil.
- Ne soumettez jamais l'appareil à des chocs violents, des secousses ou des chutes.
- Lorsque l'appareil passe d'un environnement très froid à un environnement très chaud, ou inversement, attendez environ 3 heures avant de l'utiliser.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Utilisez votre appareil à une température comprise entre 15 °C et 35 °C.
- Pour éviter tout dommage, n'exposez pas l'appareil pendant plusieurs heures aux rayons directs du soleil ou à un rayonnement UV.

### Attention

- Cet appareil a été conçu uniquement pour épiler les poils indésirables situés sous les pommettes. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins. Vous risquez sinon de vous exposer à un danger. Les hommes ne doivent pas utiliser l'appareil sur le visage et le cou, y compris la barbe, ni sur les parties génitales.



- Cet appareil n'est pas lavable. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.




- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez cet appareil qu'avec une intensité adaptée à votre type de peau. Une utilisation avec une intensité supérieure à celle recommandée augmente le risque de réactions cutanées et d'effets secondaires.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- la lumière diffusée produite par l'appareil est sans danger pour vos yeux. Ne regardez pas le flash en cours d'utilisation de l'appareil. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes pendant l'utilisation. Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée afin que la lumière soit moins éblouissante pour vos yeux.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s'avérer extrêmement dangereuse pour l'utilisateur.
- Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance. Éteignez toujours l'appareil après utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes dans l'une des situations mentionnées au chapitre « Qui ne doit pas utiliser Lumea ? Contre-indication ».
- L'exposition de votre peau à la lumière naturelle ou artificielle avec pour objectif de bronzer peut influencer la sensibilité et la couleur de votre peau. Effectuez un test cutané pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée.
- Avant d'utiliser Lumea, nettoyez votre peau et assurez-vous qu'elle est dépourvue de poils, totalement sèche et propre et exempte de substances huileuses.
- N'utilisez pas l'appareil plusieurs fois sur la même zone de peau lors d'une séance. Cela n'améliore pas l'efficacité de l'épilation, mais augmente le risque de réactions cutanées.
- Lumea ne doit jamais être douloureux. Réduisez l'intensité lumineuse en cas d'inconfort.


## Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.


## Principe de fonctionnement de la lumière pulsée intense



Avec la lumière pulsée intense, de légères impulsions lumineuses sont appliquées sur la peau et absorbées par la racine. Plus le poil est foncé, plus il absorbe les impulsions lumineuses.



Ce processus force le follicule du poil à passer en phase de repos. Par conséquent, les poils tombent naturellement et leur repousse est empêchée, laissant votre peau soyeuse en permanence.




Le cycle de croissance des poils comporte différentes phases. La technologie à la lumière pulsée intense fonctionne uniquement lorsque les poils sont en phase de croissance. Tous les poils ne sont pas en phase de croissant au même moment. C'est pourquoi il est recommandé de prévoir un traitement de 8 semaines suivi de retouches pour s'assurer que tous les poils ont été traités efficacement pendant la phase de croissance.

Remarque : le traitement avec Lumea est inefficace si vous avez des poils blonds ou blonds clairs, car les poils clairs n'absorbent pas suffisamment la lumière. Vous pouvez voir ci-dessous les couleurs de poils pour lesquelles Lumea est adapté et efficace.

## Couleur des poils du corps adaptée

Remarque : Pour vérifier si vous pouvez utiliser cet appareil sur votre pilosité, consultez le tableau de couleur de poil portant le numéro 3 sur la page dépliante.



## Résultats attendus

### Immédiatement après la première séance

Après la première séance, une à deux semaines peuvent être nécessaires pour que les poils tombent. Au cours des premières semaines suivant la première séance, vous verrez encore quelques poils pousser. Il s'agit probablement de poils qui n'étaient pas en phase de croissance pendant la première séance.

### Après 2 à 3 séances

Après 2 à 3 séances, vous devriez constater une réduction remarquable de la croissance des poils. Cependant, pour traiter efficacement tous les poils, il est important d'effectuer les séances en suivant le programme de séances recommandées.

### Après 4 à 5 séances

Après 4 à 5 séances, vous devriez constater une réduction importante de la croissance des poils dans les zones traitées avec Lumea. Une réduction de la densité de poils doit également être visible. Continuez le traitement avec des retouches fréquentes (toutes les 4 à 8 semaines) pour conserver le résultat.

## Conseils de bronzage

### Bronzage à la lumière artificielle ou naturelle



L'exposition intentionnelle de votre peau à la lumière naturelle ou artificielle avec pour objectif de bronzer influence la sensibilité et la couleur de votre peau. Dès lors, ce qui suit est très important ::

- Après chaque traitement, attendez au moins 48 heures avant le bronzage. Même après 48 heures, assurez-vous que la peau traitée ne présente plus de rougeurs provenant du traitement.
- Lorsque vous exposez votre peau au soleil (sans bronzer intentionnellement) pendant les 48 heures suivant le traitement, utilisez un écran total d'indice SF 50+ sur les zones traitées. Après cette période, vous pouvez utiliser un écran total d'indice SPF 30+ pendant deux semaines.
- Après le bronzage, attendez au moins 2 semaines avant d'utiliser Lumea. Effectuez un test cutané pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée.
- N'utilisez pas Lumea sur les zones du corps présentant des coups de soleil.


Remarque : une exposition occasionnelle et indirecte au soleil n'est pas considérée comme du bronzage.

## Bronzage avec des crèmes

Si vous avez utilisé une crème de bronzage artificiel, attendez la disparition totale du bronzage artificiel avant d'utiliser l'appareil.

## Avant d'utiliser Lumea

### Prétraitement de votre peau



Avant d'utiliser Lumea, vous devez prétraiter votre peau en retirant les poils à la surface. Cela permet à la lumière d'être absorbée par les parties de poil en dessous de la surface de la peau pour garantir une session d'épilation efficace. Vous pouvez raser, couper ras, épiler ou épiler à la cire les poils. N'utilisez pas de crèmes dépilatoires, car les produits chimiques provoquent des réactions cutanées.



Si vous optez pour la cire, patientez 24 heures avant d'utiliser Lumea afin de laisser votre peau se reposer. Nous vous recommandons de prendre une douche avant le traitement pour vous assurer que tous les résidus de cire éventuels ont été éliminés de votre peau.

- 1 Prétraitez les zones que vous souhaitez traiter avec Lumea.
- 2 Nettoyez votre peau et assurez-vous qu'elle est dépourvue de poils, totalement sèche et propre et exempte de substances huileuses.

Remarque : une fois que les poils ne repoussent plus, ce qui est généralement le cas après 4-5 séances, vous n'avez plus besoin de prétraiter votre peau avant d'utiliser l'appareil.

### Test cutané

Lorsque vous utilisez Lumea pour la première fois ou après un bronzage récent, effectuez un test cutané sur chaque zone à traiter. Le test cutané est nécessaire pour vérifier la réaction de votre peau et déterminer le réglage d'intensité lumineuse approprié pour chaque zone de votre corps.

- 1 Choisissez une zone proche de celle que vous allez flasher.
- 2 Allumez l'appareil. Assurez-vous de sélectionner le réglage 1.
- 3 Mettez l'appareil contre votre peau et appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash.
- 4 Déplacez l'appareil sur la peau vers la zone suivante à traiter.
- 5 Augmentez le réglage d'un niveau, appliquez un flash et faites glisser l'appareil jusqu'à la zone suivante. Répétez cette opération pour tous les niveaux de la plage recommandée pour votre type de peau.
- 6 Après le test cutané, attendez 24 heures et vérifiez votre peau pour détecter toute réaction. Si votre peau présente des réactions, choisissez le réglage le plus haut n'ayant pas provoqué une réaction cutanée pour une utilisation ultérieure. Le test cutané doit être effectué dans toutes les zones que vous souhaitez traiter.

# Utilisation de votre Philips Lumea


## Capteur de teint de peau

Pour augmenter encore la sécurité, le capteur de teint de peau intégré mesure le teint de la peau au début de chaque session et de temps en temps au cours de la session. S'il détecte un teint de peau trop foncé pour le traitement avec Lumea, l'appareil se désactive automatiquement pour éviter le développement de réactions cutanées. Cela signifie qu'il n'émet pas d'impulsions lorsque vous appuyez sur le bouton Flash.


## Accessoires

### Montage et démontage

Pour monter un accessoire, il vous suffit de l'enclencher sur le verre filtrant.



Pour démonter l'accessoire, retirez-le du verre filtrant.



### Accessoire corps

L'accessoire corps permet d'épiler les poils indésirables sur plusieurs zones du corps situées en-dessous de la nuque. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour : un traitement rapide de grandes zones telles que les jambes.

### Accessoire visage

L'accessoire visage comprend un verre filtrant supplémentaire intégré pour plus de sécurité et vous pouvez par conséquent l'utiliser pour le traitement des poils du visage de la lèvre supérieure, de la joue et des pattes.



#### Attention :

- Ne traitez pas vos sourcils avec Lumea.
- Lorsque vous utilisez l'appareil sur la zone située au-dessus de votre lèvre supérieure, veillez à ne pas flasher sur la lèvre.


### Accessoire maillot (SC1999)



L'accessoire maillot dispose d'un verre filtrant spécial pour le traitement des poils plus épais dans la zone du maillot.

## Sélection de l'intensité lumineuse correcte

Lumea dispose de 5 intensités lumineuses différentes. Réglez l'intensité lumineuse en fonction de votre type de peau, tout en recherchant un niveau confortable.




- 1 Utilisez le tableau ci-dessous pour sélectionner le réglage adapté.
- 2 Pour modifier le réglage d'intensité lumineuse, appuyez sur le bouton marche/arrêt à une ou plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez atteint le réglage souhaité. Le voyant de sélection de l'intensité devient blanc.

Remarque : l'appareil se désactive automatiquement si votre teint de peau est trop sombre, pour éviter le développement de réactions cutanées. Le capteur de teint de peau intégré ne vous indique pas quelle intensité lumineuse utiliser, car Philips Lumea vous laisse la liberté de sélectionner l'intensité lumineuse qui vous convient le mieux.

- 3 Lumea ne doit jamais être douloureuse. Réduisez l'intensité lumineuse en cas d'inconfort.
- 4 Après un bronzage récent, effectuez un test cutané pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée.


| Type de peau | Teint de peau                                                                            | Réglage de l'intensité lumineuse |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| I            | Blanc ; coups de soleil à chaque exposition, aucun bronzage.                             | 4/5                              |
| II           | Beige ; coups de soleil réguliers, léger bronzage.                                       | 4/5                              |
| III          | Brun clair ; coups de soleil réguliers, bronzage lent jusqu'au brun clair.               | 4/5                              |
| IV           | Brun moyen ; coups de soleil rares, bronzage facile.                                     | 3/4                              |
| V            | Brun foncé ; coups de soleil rares, bronzage très facile.                                | N'utilisez pas l'appareil        |
| VI           | Brun très foncé ou noir ; coups de soleils rares voire inexistants, bronzage très foncé. | N'utilisez pas l'appareil        |

Remarque : pour vérifier si vous pouvez utiliser cet appareil sur votre type de peau, consultez le tableau de teint de peau portant le numéro 2 sur la page dépliante.




Remarque : votre peau peut réagir différemment en fonction des jours/occasions pour un certain nombre de raisons.


## Manipulation de l'appareil



- 1 Avant l'utilisation, nettoyez les accessoires et le verre filtrant.
- 2 Enfoncez la petite fiche dans l'appareil et l'adaptateur dans la prise secteur.
- 3 Allumez l'appareil. Sélectionnez ensuite l'intensité lumineuse correspondant à votre teint de peau.




- 4 Placez l'appareil perpendiculairement à la peau de sorte que l'accessoire et le système de sécurité intégré soient en contact avec votre peau.  
Le système de sécurité intégré empêche l'émission non intentionnelle d'un flash sans contact avec la peau.



- 5 Appuyez l'appareil fermement sur votre peau pour garantir un contact correct avec la peau. L'appareil effectue ensuite une analyse du teint de peau et le voyant « prêt-à-flasher » s'allume en blanc. Cela signifie que vous pouvez poursuivre le traitement.

Remarque : lorsque le voyant « prêt-à-flasher » s'allume en orange, cela signifie que l'utilisation de l'appareil n'est pas adaptée à votre peau. Dans ce cas, l'appareil se désactive automatiquement. Vous pouvez essayer d'utiliser l'appareil sur d'autres zones présentant un teint de peau plus clair.


CONSEIL : si vous utilisez Lumea dans la zone du maillot et que vous voulez laisser des poils à leur place, assurez-vous que le capteur du teint de la peau n'est pas placé sur les poils restants au cours de l'utilisation car cela pourrait bloquer l'appareil.



- 6 Appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash. Vous devez ressentir une sensation de chaleur en raison du flash.

Remarque : la lumière produite par l'appareil est sans danger pour vos yeux. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes pendant l'utilisation. Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée afin que la lumière soit moins éblouissante pour vos yeux.

- 7 Placez l'appareil sur la zone suivante à traiter. Après chaque flash, il faut attendre jusqu'à 3,5 secondes avant que l'appareil soit de nouveau prêt à flasher. Vous pouvez émettre un flash lorsque le voyant « prêt-à-flasher » se rallume.



- 8 Pour vous assurer que vous avez traité toutes les zones, émettez les flashes les uns à côté des autres. Seule la lumière émise par la fenêtre de diffusion est efficace. Il doit donc y avoir un certain chevauchement. Cependant, veillez à ne jamais flasher la même zone deux fois. Appliquer un flash deux fois sur la même zone n'améliore pas l'efficacité de l'épilation, mais augmente le risque de réaction cutanée.
- 9 Lorsque vous avez fini la séance, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

### Deux modes de traitement : Tamponner-flasher et glisser-flasher

Votre Philips Lumea dispose de deux modes de traitement pour une utilisation aisée sur les différentes zones du corps :

- Le mode tamponner-flasher est idéal pour traiter des zones petites et courbées telles que les genoux et les dessous de bras. Il suffit d'appuyer et de relâcher le bouton du flash pour émettre un flash unique.
- Le mode « glisser-flasher » est particulièrement adapté au flashage de zones plus grandes comme les jambes. Maintenez le bouton du flash enfoncé lorsque vous faites glisser l'appareil sur votre peau pour émettre plusieurs flashes sur une rangée.

## Programme de séances recommandées

### Phase initiale

Pour les 4 à 5 premiers traitements, nous vous conseillons d'utiliser Philips Lumea une fois toutes les deux semaines pour vous assurer que tous les poils sont traités.




### Phase de retouche

Après la phase de traitement initiale (4 à 5 traitements), nous vous recommandons de faire des retouches toutes les 4 à 8 semaines, lorsque vous voyez des poils repousser. Cela permet de conserver les résultats et de bénéficier d'une peau lisse pendant plusieurs mois. L'intervalle entre deux séances peut varier en fonction de la repousse de vos poils et également en fonction des différentes zones du corps.





## Accessoire et durée de traitement par zone recommandés



## Après utilisation

### Réactions cutanées courantes

Votre peau peut présenter une légère rougeur et/ou des fourmillements, picotements ou une sensation de chaleur. Ce phénomène est absolument normal et disparaît rapidement.

Le rasage et l'association du rasage et du flashage à la lumière peut en effet assécher la peau et provoquer des démangeaisons. Vous pouvez refroidir la zone avec de la glace ou un tissu humide pour le visage. Si la sécheresse

persiste, vous pouvez appliquer un hydratant non parfumé sur la zone traitée 24 heures après le traitement.

## Effets secondaires rares

- Brûlures, rougeur excessive (par ex. autour des follicules pileux) et enflure : ces réactions sont rares. Elles sont dues à l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de peau. Si elles ne disparaissent pas au bout de 3 jours, consultez votre médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.
- Altération de la pigmentation de la peau : cette réaction survient très rarement. L'altération de la pigmentation de la peau se manifeste par une plaque plus foncée (hyperpigmentation) ou plus claire (hypopigmentation) que la zone qui l'entoure. Elle est due à l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de peau. Si elle persiste au-delà de 2 semaines, consultez votre médecin. Ne flashez pas les zones atteintes tant que l'altération de la pigmentation n'a pas disparu et que votre peau n'a pas retrouvé son teint normal.
- Infection cutanée : cette réaction est extrêmement rare, mais un risque d'infection existe consécutivement à une (micro)blessure, une brûlure cutanée, une irritation, etc.
- Échauffement épidermique (zone brunâtre nettement circonscrite souvent observée sur des teintées de peau foncées, sans sécheresse de la peau) : cette réaction est très rare. Si elle persiste au-delà d'une semaine, consultez votre médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.
- Cloques (petites bulles à la surface de la peau) : cette réaction est très rare. Si elle persiste au-delà d'un mois ou que votre peau s'infecte, consultez votre médecin. Attendez que la peau ait totalement guéri avant de reprendre l'utilisation, et veillez à diminuer l'intensité lumineuse.

- Cicatrice : le plus souvent, effet secondaire d'une brûlure, qui peut nécessiter plus d'un mois pour guérir.
- Folliculite (inflammation de follicules pileux avec formation de pustules) : cette réaction, très rare, est due à la pénétration de bactéries dans des lésions cutanées. En cas de survenue de cette réaction, consultez votre médecin car une folliculite peut nécessiter une pommade antibiotique.
- Douleur excessive : celle-ci peut apparaître pendant ou après la séance si vous avez utilisé l'appareil sur une peau non dépourvue de poils, à une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de peau, si vous flashez plusieurs fois sur la même zone ou si vous utilisez l'appareil sur des plaies ouvertes, inflammations, infections, tatouages, brûlures, etc.

## Après-soin


Après utilisation, vous pouvez appliquer des lotions, crèmes, déodorants, hydratants ou produits cosmétiques en toute sécurité sur les zones traitées. Si vous ressentez une irritation ou des rougeurs de la peau après votre séance, attendez leur disparition avant d'appliquer un produit sur votre peau. Si vous ressentez une irritation après l'application d'un produit sur votre peau, rincez-le à l'eau.


Remarque : même lorsque toutes les instructions d'utilisation sont correctement suivies, des réactions cutanées sont toujours possibles. Si vous êtes dans ce cas, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le Service Consommateurs de votre pays.

## Nettoyage et rangement

Après utilisation, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.

- 1 Retirez l'accessoire.





- 2 À l'aide du chiffon doux fourni avec l'appareil, humidifié de quelques gouttes d'eau, nettoyez les pièces suivantes :
  - Le verre filtrant
  - La surface externe des accessoires
  - Le réflecteur à l'intérieur de l'accessoire
  - Le verre filtrant rouge à l'intérieur de l'accessoire visage.
- 3 Laissez bien sécher toutes les pièces après nettoyage.
- 4 Rangez l'appareil dans un lieu sec et exempt de poussière, à une température comprise entre 0°C et 60°C.

## Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

## Recyclage

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un endroit prévu à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

## Caractéristiques techniques

### SC1999, SC1997

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tension nominale                     | 100 V-240 V                                             |
| Fréquence nominale                   | 50 Hz-60 Hz                                             |
| Entrée nominale                      | 36 W                                                    |
| Protection contre les électrocutions | Classe II                                               |
| Niveau de protection                 | IP 30 (EN 60529)                                        |
| Conditions de fonctionnement         | Température : +15 °C à 35 °C                            |
| Température de stockage              | -25 °C à 70 °C                                          |
| Humidité de stockage                 | Moins de 90 % (sans condensation)                       |
| Pression de fonctionnement           | 700 hPa - 1 060 hPa                                     |
| Altitude                             | Max. 3000 m                                             |
| Longueurs d'ondes émises             | 530 nm - 1 400 nm                                       |
| Exposition optique                   | 2,5 - 5,0 J/cm <sup>2</sup> , selon le paramètre choisi |
| Maximum d'énergie optique            | 20 J                                                    |
| Durée de l'impulsion                 | <1,5 ms                                                 |

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Temps de répétition | 1 à 3,5 s, selon le paramètre choisi                                              |
| Homogénéité optique | Écart max. de +/- 20 % de l'exposition optique moyenne dans la zone d'application |

## Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, visitez le site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

| Problème                                                                                                                                             | Cause possible                                               | Solution                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'adaptateur/appareil chauffe au cours de l'utilisation.                                                                                             | Ce phénomène est normal.                                     | Aucune action n'est requise.                                                                                                                                                    |
| Lorsque je place l'appareil sur ma peau, il n'émet pas de flash. Le voyant « prêt-à-flasher » clignote en orange ou est allumé en continu en orange. | Votre teint de peau dans la zone à traiter est trop foncé.   | Traitez d'autres zones du corps avec des teints de peau plus clairs avec Lumea.                                                                                                 |
| Le voyant « Prêt-à-flasher » ne s'allume pas lorsque je place l'embout sur ma peau, mais le ventilateur fonctionne.                                  | L'appareil n'est pas entièrement en contact avec votre peau. | Placez l'appareil à la perpendiculaire sur votre peau, de sorte que le système de sécurité intégré soit en contact avec votre peau.                                             |
| Le voyant « prêt-à-flasher » s'allume en blanc mais l'appareil n'émet pas de flash lorsque j'appuie sur le bouton du flash.                          | L'appareil doit être réinitialisé.                           | Pour réinitialiser l'appareil, réglez l'interrupteur on/off sur OFF, puis à nouveau sur ON.                                                                                     |
| Les voyants d'intensité clignotent alternativement, de 1 à 5, puis de 5 à 1.                                                                         | La protection anti-surchauffe a été activée.                 | laissez l'appareil refroidir jusqu'à ce que les voyants arrêtent de clignoter alternativement. Au bout d'environ 5 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.                |
| Tous les voyants d'intensité clignotent.                                                                                                             | L'appareil doit être réinitialisé.                           | Pour réinitialiser l'appareil, réglez l'interrupteur on/off sur OFF et débranchez l'adaptateur de la prise secteur. Ensuite, rebranchez et réglez l'interrupteur on/off sur ON. |

| Problème                                                                        | Cause possible                                                                          | Solution                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La réaction cutanée suite à la séance dure plus longtemps qu'en temps normal.   | Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop élevée pour votre peau.                  | Sélectionnez une intensité lumineuse moins élevée la prochaine fois. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de votre Philips Lumea », section « Sélection de l'intensité lumineuse correcte ».                    |
| Le résultat du traitement n'est pas satisfaisant.                               | Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop basse.                                   | Sélectionnez un niveau d'intensité plus élevé la prochaine fois.                                                                                                                                                   |
|                                                                                 | Vous n'avez pas flashé une zone adjacente à la zone que vous avez traitée précédemment. | Vous devez émettre les flashes les uns à côté des autres.                                                                                                                                                          |
|                                                                                 | L'appareil n'est pas efficace sur la couleur de vos poils corporels.                    | La séance ne sera pas efficace si vous avez des poils blancs, gris, blond clair, blonds ou roux.                                                                                                                   |
|                                                                                 | Vous n'utilisez pas l'appareil aussi souvent que nous le recommandons.                  | Pour réussir à retirer tous les poils, nous vous conseillons de suivre le programme de traitement recommandé. Vous pouvez réduire la durée entre deux séances, sans réduire la fréquence à moins de deux semaines. |
|                                                                                 | Vous répondez à l'utilisation de la lumière intense pulsée plus lentement.              | Continuez à utiliser l'appareil pendant au moins 6 mois car le phénomène de ralentissement de la repousse des poils peut prendre plus de temps.                                                                    |
| Mon accessoire pour le corps ne dispose pas d'un verre/filtre/vitre intégré(e). | Ce phénomène est normal.                                                                | L'accessoire pour le corps ne contient pas de verre/filtre/vitre intégré(e).                                                                                                                                       |

## مرحباً

مرحباً بك في عالم الجمال مع Lumea! أنتِ على موعد مع التمتع ببشرة ناعمة كالحرير بعد بضعة أسابيع فقط.

يستخدم فيليبس لوميا تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) وهي التقنية المعروفة بأنها إحدى الطرق الأكثر تأثيراً لمنع تكرار نمو الشعر من جديد. من خلال التعاون الوثيق مع أخصائيي الأمراض الجلدية المسجلين، اتخذنا هذه التقنية التي تعتمد على الضوء، والتي كان يتم استخدامها في الأساس في صالونات التجميل المحترفة، وذلك من أجل الاستخدام السهل والفعال بأمان في منزلك. يتميز فيليبس لوميا بأنه رقيق على البشرة ويقدم المعالجة المناسبة والفعالة مع كثافة الضوء المريحة. وداعاً للشعر غير المرغوب به. استمتعي بإحساس النعومة مع بشرة خالية من الشعر ومظهر وملبس رائعين كل يوم.

لنستفيدين بشكل كامل من الدعم الذي تقدمه فيليبس، سجلي منتجك على موقع الويب [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea) للحصول على نصيحة الخبراء، ومقاطع فيديو تعليمية، والأسئلة الشائعة، ومعرفة طريقة التمتع بأكبر استفادة من جهاز لوميا الخاص بك.

## نظرة عامة على الجهاز (الشكل 1)

- 1 نافذة خروج الضوء مع مرشح الأشعة فوق البنفسجية المدمج
- 2 الملحقات
  - a ملحق الجسم
  - b ملحق الوجه
  - c ملحق البيكيني (SC1999)
- 3 العاكس بداخل الملحق
- 4 نظام السلامة المدمج
- 5 جهاز استشعار درجة لون البشرة
- 6 تلامس إلكتروني
- 7 زر الوميض
- 8 فتحات للتلامس الإلكتروني
- 9 زر التشغيل/الإيقاف
- 10 مصابيح الكثافة (1-5)
- 11 ضوء "الاستعداد للوميض"
- 12 فتحات الهواء
- 13 مأخذ توصيل الجهاز
- 14 المهايئ
- 15 مأخذ صغير
- 16 حقيبة (غير معروضة)

## من الذي يجب عليه تجنب استخدام لوميا؟ موانع الاستعمال

### الشروط العامة

- لا تستخدمي الجهاز مطلقاً إذا كانت بشرتكِ من نوع V أو VI (نادراً ما تتعرضين لحروق الشمس أو لا تتعرضين لحروق الشمس أبداً، مع الاستمرار الداكن جداً). في هذه الحالة، تزداد خطورة إصابتكِ بتفاعلات جلدية، مثل فرط التصبغ ونقص التصبغ، الاحمرار الشديد أو الحروق.

ملاحظة: للتحقق مما إذا كان نوع بشرتكِ يسمح باستخدام الجهاز، يُرجى الرجوع إلى جدول درجة لون البشرة الذي رقمه 2 في صفحة المطوية.



- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً إذا كنت حاملاً أو مرضعة حيث لم يتم اختبار الجهاز على الحوامل أو المرضعات.
- تجنبى استخدام الجهاز إذا كنت تستخدمين أية أجهزة مزروعة نشطة مثل جهاز تنظيم ضربات القلب أو المنبهات العصبية أو مضخة الأنسولين أو خلافه.

## الأدوية/التاريخ الطبي

- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً إذا كنت تتناولين أيًا من الأدوية الواردة أدناه:
- إذا كان يجري معالجة بشرتك أو تمت معالجتها حديثاً على مدار الأسابيع السابقة باستخدام أحماض الألفا هيدروكسي (AHAs)، وأحماض البيتا هيدروكسي (BHAs)، والأيزوترينتون الموضعي، وحمض الأزيليك.
- إذا كنت قد تناولت أيًا من أشكال الأكتين أيزوترينتون أو الرواكين أيزوترينتون خلال الأشهر الست الأخيرة، إن هذا المعالجة تجعل بشرتك أكثر عرضة للإصابة بالتمزق والجروح والحساسية.
- إذا كنت تتناولين مواد أو أدوية لحساسية الضوء، فقمي بفحص النشرة المرفقة مع الدواء ولا تستخدمى الجهاز مطلقاً إذا كانت النشرة تنص على أن الدواء يمكن أن يسبب تفاعلات تحسس ضوئي أو تفاعلات تسمم ضوئي أو إذا كان يجب عليك تجنب التعرض للشمس خلال تناولك لهذا الدواء.
- إذا كنت تتناولين أدوية لمنع تخثر الدم، بما في ذلك استخدام الأسبرين بكثرة، على نحو لا يتيح بفترة توقف تناول الدواء بأسبوع على الأقل قبل كل معالجة.
- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً:
- إذا خضعت لعلاج إشعاعي أو كيميائي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- إذا كنت تتناولين مسكنات الألم التي تقلل من حساسية البشرة للحرارة.
- إذا كنت تتناولين أدوية كابطة للمناعة.
- إذا كنت قد خضعت لجراحة في المناطق المراد معالجتها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

## الأمراض / الاضطرابات

- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً:
- إذا كنت مصابة بداء السكري أو أي من الأمراض الجهازية أو الأيضية الأخرى.
- إذا كنت مصابة بمرض احتقان القلب.
- إذا كنت مصابة بمرض مرتبط بالحساسية تجاه الضوء، مثل الطفح الضوئي متعدد الأشكال (PMLE) أو الشرى الشمسي أو البرفيرية أو خلافه.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة باضطراب كولاجيني، بما في ذلك تاريخ بتكون ندبة الجُدرة أو تاريخ بضعف التئام الجروح.
- إذا كنت مصابة بالصرع مع حساسية للضوء الواض.
- إذا كان جسمك حساساً للضوء أو يظهر به الطفح الجلدي بسهولة أو يعاني من التفاعل التحسسي.
- إذا كنت تعانين من مرض جلدي مثل سرطان الجلد النشط، أو لديك تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الجلد أو أي سرطان موضعي آخر في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة باضطراب وعائي، مثل الإصابة بالدوالي أو توسع وعائي في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كنت مصابة بأي من اضطرابات النزف.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة بمرض كابت المناعة (بما في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز).



## حالة الجلد

- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً:  
إذا كنت تعانيين من التهابات، أو إكزيمة، أو حروق، أو التهاب مسام الشعر، أو تمزقات مفتوحة، أو خدوش، أو هريس بسيط (قروح باردة)، أو جروح، أو تمزقات وتورم دموي في المناطق المراد معالجتها.
- لا تستخدمى الجهاز أبداً على البشرة المتهيجة (الحمراء أو المجروحة) أو المسفوعة من الشمس أو التي تعرضت للاسمرار الصناعي.
- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: أعلى الشامات، النمش، الأوردة الكبيرة، المناطق المصطبغة الداكنة، الندبات، عيوب البشرة وذلك دون استشارة الطبيب. قد ينتج عن ذلك حدوث حروق أو تغير في لون البشرة، الأمر الذي يجعل تشخيص الأمراض المرتبطة بالبشرة أكثر صعوبة.
- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: على البثور، الوشم أو المكياج الثابت.

## الأماكن/المناطق

لا تستخدم الجهاز مطلقاً على المناطق التالية:



- حول العينين وجوار الحاجبين أو فوقهما.
  - على الشفتين، والحلمة أو الهالة المحيطة بها، والشفرين الصغيرين، والمهبل، والدبر، ويداخل فتحتي الأنف والأذنين.
  - يجب ألا يستخدم الرجال الجهاز على الوجه والرقبة بما في ذلك كل مناطق نمو اللحية، أو منطقة الأعضاء التناسلية بأكملها.
  - في المناطق التي تضع عليها مزيلات الروائح التي تستمر لفترة طويلة. قد ينتج عن ذلك حدوث تفاعلات بالبشرة.
  - أعلى أو بجوار أي شيء صناعي مثل أدوات السليكون المزروعة، منافذ الحقن تحت الجلد (على سبيل المثال موزع الأنسولين) أو الثقوب.
- ملاحظة: هذه القائمة ليست شاملة. إذا لم تكونين متأكدة من إمكانية استخدامك للجهاز، ننصحك باستشارة طبيب.

## هام

### خطر



- احتفظي بالجهاز والمهايئ جافين.
- إذا تعرض الجهاز للكسر، فلا تلمسي أي جزء داخلي منه لتجنب التعرض لصدمة كهربائية.
- إن الماء والكهرباء يشكلان خطراً معاً. ولذا، تجنبي استخدام هذا الجهاز في بيئات رطبة (على سبيل المثال، بالقرب من حوض استحمام ممتلئ أو دش جار أو حمام سباحة ممتلئ).

## تحذير

- هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام بواسطة الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ما لم يكونوا قد خضعوا للمراقبة أو حصلوا على الإرشادات الخاصة باستخدام الجهاز وذلك بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- هذا الجهاز غير مصمم للأطفال تحت 15 عاماً. يمكن للمراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً استخدام الجهاز وذلك بموافقة و/أو مساعدة آبائهم أو الأشخاص المسؤولين عنهم. يمكن للبالغين في سن 18 عاماً استخدام الجهاز بحرية.
- افحصي دائماً الجهاز قبل استخدامه، لا تستخدمي الجهاز أو المهايئ في حالة تعرضهما للتلف.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان مرشح الأشعة فوق البنفسجية بنافذة خروج الضوء معطلاً.
- لا تعدلي أي جزء في المهايئ أو السلك ولا تقطعيه حيث يتسبب ذلك في حالة خطيرة.
- لا تستخدمي أي أقلام رصاص أو حبر لوضع علامات على المناطق المراد معالجتها. فقد يسبب هذا حروقاً بالبشرة.
- يمكن لإزالة الشعر بمصادر إرسال الضوء النبضي المكثف أن تسبب زيادة في نمو الشعر لدى بعض النساء. بناءً على البيانات المتاحة حالياً، فإن الفئات الأكثر عرضة لخطر التعرض لهذه الاستجابة هن الإناث من أصل متوسطي أو شرقي أوسطي أو جنوب آسيوي اللاتي خضعن لمعالجة على الوجه والرقبة.
- قد تصبح نافذة إخراج الضوء ساخنة للغاية بعد الاستخدام. فلا تلمسي الجزء الداخلي من هذه النافذة قبل أن تنخفض حرارتها.
- هذا الجهاز يعمل بالطاقة الكهربائية. يجب ترك المهايئ متصل بالمقبس الجداري لتشغيل الجهاز. يوفر هذا المهايئ مزايًا عديدة تضمن التشغيل بأمان و يجب عدم استبداله بأي مهايئ من نوع آخر. لا تستخدمي إلا وحدة تزويد الطاقة القابلة للفصل (So36NV2400150) المقدمة مع هذا الجهاز (انظري الرمز).



ملاحظة: إذا لاحظت وجود تغير في درجة لون البشرة من آخر معالجة (بسبب عملية الاسمرار مثلاً)، ننصحك بإجراء اختبار بشرة والانتظار لمدة 30 دقيقة قبل المعالجة التالية.

## لمنع التلف

- تأكدي من عدم وجود ما يعوق تدفق الهواء عبر فتحات تهوية الجهاز.
- لا تعرض الجهاز مطلقاً للصدمات الثقيلة ولا تقم بهزه أو تجعله يسقط.
- إذا نقلت الجهاز من بيئة شديدة البرودة إلى بيئة شديدة السخونة أو العكس، فانتظر لمدة 3 ساعات تقريباً قبل استخدام الجهاز.
- احرصي على تخزين الجهاز في مكان جاف خالٍ من الأتربة.
- لا تعرض الجهاز لدرجات حرارة أقل من 15 درجات مئوية أو أعلى من 35 درجة مئوية أثناء الاستخدام.
- لمنع تلفه، لا تعرضي الجهاز لضوء الشمس المباشر أو الأشعة فوق البنفسجية لساعات طويلة.

## تنبيه

- هذا الجهاز مصمم لإزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه من المناطق أسفل عظام الوجنتين. فلا تستعمله لأي غرض آخر. فقد يُعرضك فعل ذلك إلى حوادث خطيرة. يجب ألا يستخدم الرجال الجهاز على الوجه والرقبة بما في ذلك مناطق نمو اللحية ومنطقة الأعضاء التناسلية بأكملها.




- هذا الجهاز غير قابل للغسل. لا تغمرى الجهاز أبداً في الماء ولا تشطفه أسفل الصنبور.
- يجب أن يُستخدم هذا الجهاز من جانب شخص واحد فقط، وذلك لأسباب صحية.
- استخدمى الجهاز مع الإعدادات المناسبة لنوع بشرتك فقط، حيث يمكن أن يؤدي استخدامه مع الإعدادات الأعلى عن تلك الموصى بها إلى زيادة مخاطر حدوث تفاعلات جلدية والإصابة بآثار جانبية.
- لا تستخدمى مطلقاً الهواء المضغوط أو حشوات التنظيف بالكشط أو عوامل التنظيف الكاشطة أو السوائل الشديدة مثل النفط أو الأسيتون لتنظيف الجهاز.
- إن الضوء المتناثر الصادر عن الجهاز لا يضر بالعينين. لا تنظري إلى الوميض أثناء استخدام الجهاز. لا يجب ارتداء النظارات الوقائية خلال الاستخدام. استخدمى الجهاز في غرفة مضاعة جيداً لكي يصبح الضوء الصادر أقل سطوعاً بالنسبة للعينين.
- واحرصي دائماً على إعادة الجهاز إلى مركز خدمة معتمد من Philips لفحصه أو إصلاحه. فالإصلاح من جانب أشخاص غير مؤهلين قد ينجم عنه تعريض المستخدم إلى مواقف شديدة الخطورة.
- لا تتركى الجهاز من دون مراقبة عند تشغيله. احرصي دوماً على إيقاف تشغيله بعد الاستخدام.
- لا تستخدمى الجهاز إذا انطبقت عليك أي من الظروف الموضحة في الفصل "من الذي يجب عليه تجنب استخدام لوميا؟ موانع الاستعمال".
- قد يؤثر استمرار البشرة بضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي على حساسية ولون بشرتك. يجب إجراء اختبار البشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.
- قبل استخدام لوميا، ينبغي تنظيف البشرة والتأكد من أنها خالية من الشعر وجافة تماماً وخالية من أية مواد دهنية.
- لا تعالجي منطقة من البشرة أكثر من مرة في جلسة واحدة. لا يعمل هذا على تحسين فعالية المعالجة، ولكنه يزيد من مخاطر حدوث تفاعلات جلدية.
- يجب ألا تشعرى بأي ألم مع استخدام لوميا. إذا شعرت بعدم الراحة، فقمي بخفض إعداد كثافة الضوء.

## المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)



إن هذا الجهاز الذي تقدمه Philips يتوافق مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

## كيف تعمل تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)

مع تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)، تنبعث نبضات الضوء الخفيفة على البشرة ويتم امتصاصها بواسطة جذور الشعر. كلما كان الشعر أغمق لوناً، كان امتصاص نبضات الضوء أفضل.



تحفز نبضات الضوء مسام الشعر على الدخول في حالة ركود. ونتيجة لذلك، يتساقط الشعر بشكل طبيعي ويتوقف نموه، ويترك بشرتك ناعمة كالحرير.




تتكون دورة نمو الشعر من مراحل مختلفة. تكون تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) مؤثرة فقط عندما يكون الشعر في مرحلة نموه. لا تكون جميع الشعيرات في مرحلة النمو في الوقت نفسه. ولهذا نوصي بالمعالجة لمدة 8 أسابيع يتبعها اللمسات الأخيرة للتأكد من معالجة جميع الشعيرات بفاعلية في مرحلة النمو.

ملاحظة: إن المعالجة باستخدام لوميا لا تكون فعالة إذا كان الشعر أشقر أو أشقر فاتح، لأن الشعر الفاتح لا يمتص ضوءاً كافياً. يمكنك فيما يلي التعرف على ألوان الشعر التي يتم معها استخدام لوميا بشكل مناسب وفعال.

## ألوان شعر الجسم المناسبة

ملاحظة: للتحقق مما إذا كان لون شعر الجسم يسمح باستخدام الجهاز، يُرجى الرجوع إلى جدول لون الشعر الذي رقمه 3 في صفحة المطوية.



## ماذا تتوقع

### بعد المعالجة الأولى مباشرةً

بعد المعالجة الأولى، قد تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لكي يسقط الشعر. في الأسابيع الأولى بعد المعالجة المبدئية، لا تزال ترى بعض الشعيرات تنمو. هذه الشعيرات هي على الأرجح تلك التي لم تكن في مرحلة النمو خلال المعالجة الأولى.

## بعد المعالجة الثانية إلى الثالثة

بعد المعالجة الثانية إلى الثالثة، يجب أن تشاهد انخفاضاً ملحوظاً في نمو الشعر. ولكن، لمعالجة جميع الشعيرات بفاعلية، يجب متابعة المعالجة وفقاً لجدول المعالجة الموصى به.

## بعد المعالجة الرابعة إلى الخامسة

بعد المعالجة الرابعة إلى الخامسة، يجب أن تشاهد انخفاضاً كبيراً في نمو الشعر في المناطق التي تم معالجتها باستخدام لوميا. يجب أن تشاهد كذلك انخفاضاً في كثافة الشعر. تابع المعالجة مع اللمسات الأخيرة المتكررة (كل 4 إلى 8 أسابيع) للمحافظة على النتيجة.

## نصيحة خاصة بالاسمرار

### الاسمرار بضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي

إن تعريض بشرتك عن عمد لضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي بهدف الحصول على اسمرار البشرة يؤثر على حساسية ولون بشرتك. لذا يجب القيام بما يلي:

- بعد كل معالجة، يجب الانتظار لمدة 48 ساعة على الأقل قبل الاسمرار. حتى بعد مرور 48 ساعة، يجب التأكد من أن البشرة التي تمت معالجتها لم يعد يظهر بها أي احمرار نتيجة للمعالجة.
- في حالة تعريض بشرتك للشمس (دون الحاجة إلى الاسمرار المتعمد) استخدم كريماً ضد الشمس SPF 50+ على المناطق التي تمت معالجتها خلال 48 ساعة بعد المعالجة. بعد هذه المدة، يمكنك استخدام كريماً ضد الشمس SPF 30+ لمدة أسبوعين.
- بعد الاسمرار، يجب الانتظار لمدة أسبوعين على الأقل قبل استخدام لوميا. يجب إجراء اختبار البشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.
- لا تستخدم لوميا على مناطق الجسم التي تعرضت لحروق الشمس.

ملاحظة: إن التعرض بشكل عابر أو غير مباشر لأشعة الشمس لا يتم اعتباره بمثابة الاسمرار.



## الاسمرار باستخدام الكريمات


إذا قمت باستخدام لوشن الاسمرار الصناعي، فانتظر لحين اختفاء الاسمرار الصناعي تماماً قبل استخدام الجهاز.

## قبل استخدام لوميا

### المعالجة السابقة للبشرة

قبل استخدام Lumea، يجب إجراء معالجة تمهيدية لبشرتك وذلك بإزالة الشعر الموجود على سطح البشرة. فهذا يسمح لأجزاء الشعر الموجودة أسفل سطح الجلد بامتصاص الضوء وضمان معالجة فعالة. يمكنك إما حلق الشعر، تشذيبه قصيراً، نثفه أو إزالته بالشمع. لا تستخدم الكريمات المزيلة للشعر، لأن المواد الكيميائية قد تسبب تفاعلات بالبشرة.





إذا اخترت إزالة الشعر بالشمع، فالرجاء الانتظار 24 ساعة قبل استخدام لوميا حتى تتراح بشرتك. نوصي بأخذ دش قبل المعالجة لضمان إزالة جميع البقايا المحتملة للشمع عن البشرة.

- 1 قم بالمعالجة السابقة للمناطق التي تريد معالجتها باستخدام لوميا.
- 2 قم بتنظيف البشرة وتأكد من أنها خالية من الشعر، جافة تمامًا وخالية من أية مواد دهنية.

ملاحظة: بمجرد توقف نمو الشعر مرة أخرى، وهو ما يحدث عادةً بعد 4 إلى 5 معالجات، لم تعد بحاجة إلى إجراء المعالجة السابقة لبشرتك قبل استخدام الجهاز.

## اختبار البشرة

عند استخدام لوميا للمرة الأولى أو بعد الاستمرار الحديث، قومي بإجراء اختبار البشرة على كل منطقة تريدين معالجتها. يكون اختبار البشرة ضروريًا للتحقق من تفاعل بشرتك مع المعالجة وتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب لكل منطقة من مناطق الجسم.

- 1 اختاري منطقة قريبة من تلك التي تريدين معالجتها.
- 2 قومي بتشغيل الجهاز: تأكدي من تحديد الإعداد 1.
- 3 ضعي الجهاز على بشرتك واضغطي على زر الوميض لكي يصدر وميضًا.
- 4 قومي بتمرير الجهاز على البشرة حتى تصل إلى المنطقة التالية المراد معالجتها.
- 5 قومي بزيادة الإعداد بمستوى واحد، استخدمي الوميض وقومي بتمرير الجهاز إلى المنطقة التالية. كرري هذا لجميع المستويات خلال النطاق الموصى به لنوع بشرتك.
- 6 بعد اختبار البشرة، انتظري 24 ساعة وافحصي بشرتك بحثًا عن أي تفاعل. إذا أظهرت بشرتك تفاعلًا، فاختاري الإعداد الأعلى الذي لم ينتج عنه أي تفاعل بالبشرة للاستخدام اللاحق. يجب إجراء اختبار البشرة في كل المناطق التي تريدين معالجتها.

## استخدام فيليبس لوميا


### جهاز استشعار درجة لون البشرة

لمزيد من السلامة يعمل جهاز استشعار درجة لون البشرة المدمج على قياس درجة لون البشرة في بداية كل دورة وأحيانًا أثناء الدورة. إذا اكتشف وجود درجة لون بشرة داكنة للغاية للمعالجة بلوميا، يتوقف الجهاز تلقائيًا لتجنب دخول الجلد في تفاعلات جلدية. وهذا يعني أنه لا يُصدر نبضات عند الضغط على زر الوميض.

## الملحقات

### التركيب والفك

لتركيب ملحق، فقط قم بتهيئته على نافذة خروج الضوء.



لفك ملحق، فقط قم بسحبه بعيداً عن نافذة خروج الضوء.

### ملحق الجسم

يمكنك استخدام ملحق الجسم لمعالجة الشعر غير المرغوب به في مساحات الجسم المختلفة أسفل خط العنق. يمكنك استخدامه على سبيل المثال للمعالجة السريعة للمساحات الكبرى مثل الأرجل.

### ملحق الوجه

يشمل ملحق الوجه مرشح الضوء المدمج الإضافي لمزيد من السلامة ولذا يمكنك استخدامه لمعالجة شعر الوجه غير المرغوب به على الشفة العلوية والذقن والسوالف.

#### تنبيه:

- لا تقم بمعالجة الحاجبين باستخدام لوميا.
- عند معالجة شعر الوجه غير المرغوب به على الشفة العلوية، توخّ الحذر ألا تستخدم الوميض على الشفة.

### ملحق منطقة البيكيني (SC1999)

يشتمل ملحق منطقة البيكيني على مرشح خاص لمعالجة الشعر الخشن في منطقة البيكيني.


### تحديد كثافة الضوء المناسبة

يوفر لوميا 5 درجات مختلفة لكثافة الضوء. وفقاً لنوع بشرتك ومستوى كثافة الضوء المريح بالنسبة لك، يمكنك تحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.

- 1 ارجع إلى الجدول التالي لتحديد الإعداد المناسب.
- 2 لضبط إعداد كثافة الضوء، اضغط على زر تشغيل/إيقاف تشغيل مرة واحدة أو عدة مرات حتى تصل إلى الإعداد المطلوب. تضيء مصابيح الكثافة المقابلة باللون الأبيض.

ملاحظة: يتوقف الجهاز تلقائياً عندما تكون درجة لون البشرة داكنة للغاية، لتجنب دخول الجلد في تفاعلات جلدية. لا يخبرك جهاز استشعار درجة لون البشرة المدمج بإعداد كثافة الضوء التي يجب استخدامه، حيث يعطيك جهاز فيليبس لوميا الحرية لتحديد كثافة الضوء التي تجد أنها أكثر ملاءمة.

- 3 يجب ألا تشعر بأي ألم مع استخدام لوميا. إذا شعرت بعدم الراحة، فقم بخفض إعداد كثافة الضوء.
- 4 بعد الاسمرار الحديث، قم بإجراء اختبار البشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.



| نوع البشرة | درجة لون البشرة                               | إعداد كثافة الضوء |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| I          | أبيض؛ تتعرض دائماً لحروق الشمس، عدم الاسمرار. | 4/5               |
| II         | بيج؛ تتعرض لحروق الشمس بسهولة، الاسمرار قليل. | 4/5               |


|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| III | بني فاتح؛ تتعرض لحروق الشمس بسهولة،<br>الاسمرار ببطء إلى اللون البني الفاتح.        | 4/5                      |
| IV  | بني متوسط؛ تتعرض قليلاً لحروق الشمس،<br>الاسمرار بسهولة.                            | 3/4                      |
| V   | بني داكن؛ تتعرض قليلاً لحروق الشمس،<br>الاسمرار بكل سهولة.                          | لا يمكنك استخدام الجهاز. |
| VI  | الأسود المائل للبني، تتعرض قليلاً أو لا تتعرض<br>لحروق الشمس، الاسمرار الداكن جداً. | لا يمكنك استخدام الجهاز. |

ملاحظة: للتحقق مما إذا كان نوع بشرتك يسمح باستخدام الجهاز، يُرجى الرجوع إلى جدول درجة لون البشرة الذي رقمه 2 في صفحة المطوية.




ملاحظة: قد تتفاعل بشرتك بشكل مختلف في أيام/مناسبات مختلفة وذلك لعدة أسباب.


## استعمال الجهاز



- 1 قبل الاستخدام، قم بتنظيف الملحقات ونافذة خروج الضوء.
- 2 أدخل المأخذ الصغير بداخل الجهاز وضع المهاتن في مأخذ توصيل الحائط.
- 3 قم بتشغيل الجهاز وحدد كثافة الضوء المناسبة لدرجة لون بشرتك.



- 4 ضع الجهاز بزاوية 90 درجة على البشرة بحيث يكون الملحق ونظام السلامة المدمج ملاصقين لبشرتك. يمنع نظام السلامة المدمج حدوث وميض غير مقصود بدون ملاصقة البشرة.





- 5 اضغط على الجهاز بقوة على بشرتك لضمان الملاصقة الصحيحة للبشرة. يقوم الجهاز حينئذ بإجراء تحليل تلقائي للون البشرة ويضيء ضوء "الاستعداد للوميض" باللون الأبيض للإشارة إلى إمكانية متابعة المعالجة.

ملاحظة: عندما يضيء ضوء "الاستعداد للوميض" باللون البرتقالي، فهذا يعني أن بشرتك غير مناسبة للمعالجة. في هذه الحالة، يتوقف عمل الجهاز تلقائياً. يمكنك محاولة استخدام الجهاز على مناطق أخرى ذات درجة لون بشرة أفتح.

نصيحة: إذا استخدمت لوميا على منطقة البيكيني وأردت ترك بعض الشعر في المكان، فتأكد من أن جهاز استشعار درجة لون البشرة غير موضوع على الشعر المتبقي أثناء المعالجة، حيث قد يؤدي ذلك إلى إيقاف الجهاز.





- 6 اضغط على زر الوميض لإصدار وميض. يجب أن تشعر بالدفء بسبب الوميض. ملاحظة: إن الضوء الصادر عن الجهاز لا يضر بالعينين. لا يجب ارتداء النظارات الوقائية خلال الاستخدام. استخدم الجهاز في غرفة مضاءة جيداً لكي يصبح الضوء أقل سطوعاً بالنسبة للعينين.
- 7 ضع الجهاز على المنطقة التالية المراد معالجتها. بعد كل وميض، يستغرق الجهاز 3-5 ثوانٍ قبل أن يصبح مستعداً للوميض مرة أخرى. يمكنك إصدار وميض عندما يضيء ضوء "الاستعداد للوميض" مرة أخرى.
- 8 للتأكد من أنك قمت بمعالجة جميع المناطق، قم بإصدار الوميض على فترات قريبة من بعضها البعض. يخرج الضوء الفعال من نافذة خروج الضوء فقط، ولذلك ينبغي أن يكون هناك قدر من التداخل. ومع ذلك، تأكد من إصدار الوميض على نفس المنطقة مرة واحدة فقط. إن استخدام الوميض على المنطقة نفسها مرتين لا يعمل على تحسين فاعلية المعالجة، ولكنه يزيد من مخاطر تفاعلات البشرة.
- 9 عند الانتهاء من المعالجة، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الجهاز.

### نمطين للمعالجة: الضغط والوميض والتمرير والوميض

- يوفر فيليبس لوميا نمطين للمعالجة للاستخدام الأكثر ملاءمة على مختلف مناطق الجسم:
- يكون نمط الضغط والوميض مثاليًا لمعالجة المناطق الصغيرة أو المنحنية مثل الركبتين والإبطتين. فقط اضغط على زر الوميض ثم قم بتحريره لإصدار وميض مفرد.
  - يوفر نمط التمرير والوميض الاستخدام الملائم على المساحات الكبرى مثل الأرجل. احتفظ بالضغط على زر الوميض مع تمرير الجهاز على البشرة لإصدار العديد من الومضات المتتالية في صف.

## جدول المعالجة الموصى بها

### المرحلة المبدئية

بالنسبة لأول 4 إلى 5 معالجات، ننصحك باستخدام فيليبس لوميا مرة واحدة كل أسبوعين للتأكد من معالجة الشعر بالكامل.


### مرحلة اللمسات الأخيرة



بعد مرحلة المعالجة الأولية (4-5 معالجات)، ننصحك بعمل لمسات أخيرة كل 4-8 أسابيع، عند رؤية نمو الشعر مجدداً. يكون ذلك للحفاظ على النتائج والاستمتاع ببشرة ناعمة لعدة أشهر. قد يختلف الوقت المستغرق بين المعالجات حسب إعادة نمو الشعر لديك وكذلك حسب مناطق الجسم المختلفة.



## الملحق ووقت المعالجة الموصى به لكل منطقة



## بعد الاستخدام

### تفاعلات البشرة الشائعة

قد تظهر بشرتك احمراراً بسيطاً و/أو تخدرًا، إحساسًا بالوخز أو السخونة. إن هذا التفاعل غير ضار على الإطلاق ويختفي سريعًا.

قد تتعرض لجفاف البشرة أو الحكة بسبب الحلاقة أو الجمع ما بين الحلاقة والمعالجة بالضوء. يمكنك تبريد المنطقة باستخدام كيس ثلج أو قطعة قماش ناعمة رطبة. إذا استمر الجفاف، يمكنك استخدام مرطب للبشرة غير معطر على المنطقة التي تمت معالجتها بعد مرور 24 ساعة على المعالجة.

## الآثار الجانبية النادرة

- الحروق أو فرط الاحمرار (حول بصيلات الشعر مثلاً) أو التورم: هذه التفاعلات نادرة الحدوث. وهي نتيجة لاستخدام كثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك. إذا لم تختفِ هذه التفاعلات في غضون ثلاثة أيام، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تشفى البشرة تماماً وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- تغير لون البشرة: هذا التفاعل نادر جداً. يظهر تغير لون البشرة في حد ذاته إما على شكل بقعة داكنة (فرط التصبغ) أو بقعة فاتحة (نقص التصبغ) عن المنطقة المحيطة بها. وهذا يكون نتيجة لاستخدام كثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك. إذا لم يختفِ هذا التغير اللوني في غضون أسبوعين، فننصحك باستشارة طبيب. لا تقومي بالمعالجة على المناطق التي حدث بها تغير لوني حتى يختفي هذا التغير وتستعيد بشرتك لونها الطبيعي.
- تعتبر عدوى الجلد نادرة للغاية ولكنها خطيرة محتملة بعد الإصابة بجرح (دقيق) أو حروق بالبشرة أو تهيج البشرة أو خلفه.
- التسخين البشري (منطقة بنية محددة الحواف بدقة تحدث غالباً مع درجات لون البشرة الداكنة وتكون غير مصحوبة بجفاف البشرة): هذا التفاعل نادر جداً. وإذا لم يختفِ هذا التفاعل في غضون أسبوع واحد، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تشفى البشرة تماماً وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- البثور (وهي تشبه الفقاعات الصغيرة على سطح البشرة): هذا التفاعل نادر جداً. إذا لم يختفِ هذا التفاعل في غضون شهر، أو عندما تصاب البشرة بعدوى، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تشفى البشرة تماماً وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- التندب: غالباً ما يكون الأثر الثانوي للحروق، وقد يستغرق شفاؤه مدة تزيد عن شهر.
- التهاب الجريبات (تورم حول بصيلات الشعر مصحوب بتكون بثور): هذا التفاعل نادراً ما يحدث وينجم عن بكتيريا تنفذ إلى البشرة التالفة. إذا حدث هذا التفاعل، ننصحك باستشارة طبيب لأن التهاب الجريبات قد يحتاج إلى مرهم مضاد حيوي.
- الألم المفرط: يمكن أن يحدث هذا أثناء المعالجة أو بعدها في حالة استخدام الجهاز على بشرة غير خالية من الشعر وفي حالة استخدام الجهاز بكثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك، وفي حالة توجيه الوميض إلى المنطقة نفسها أكثر من مرة واحدة، وفي حالة استخدام الجهاز على جروح مفتوحة أو التهابات أو عدوى أو وشم أو حروق أو خلفه.

## العناية بعد المعالجة



بعد الاستخدام، يمكنك وضع غسول، أو كريم، أو مزيل لرائحة العرق، أو مرطب للبشرة، أو مستحضرات تجميل بأمان على المناطق التي تمت معالجتها. وإذا تعرضت لتهيج البشرة أو احمرارها بعد المعالجة، فانتظري حتى يختفي قبل استخدام أي منتج على البشرة. إذا تعرضت لتهيج البشرة بعد استخدام أحد المنتجات على البشرة، فاشطفيه بالماء.

ملاحظة: قد تحدث تفاعلات جلدية حتى عند اتباع جميع الإرشادات. وفي هذه الحالة، توقفي عن استخدام الجهاز واتصلي بمركز رعاية المستهلك في بلدك.

## التنظيف والتخزين

بعد الاستخدام، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله واتركه لكي يبرد.

1 قم بفك الملحق.



2 قم بتطهير القماشة الناعمة المزودة مع الجهاز بقطرات قليلة من الماء واستخدمها لتنظيف الأجزاء التالية:

- نافذة خروج الضوء
- السطح الخارجي للملحقات
- العاكس بداخل الملحقات
- زجاج المرشح الأحمر بداخل ملحق الوجه.

3 اترك جميع الأجزاء لتجف جيداً في الهواء.

4 قم بتخزين الجهاز في مكان جاف خالٍ من الأتربة في درجة حرارة ما بين 0 و 60 درجة مئوية.

## الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يُرجي زيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) أو قراءة كتيب الضمان العالمي.

## إعادة التدوير

- لا تلق المنتج مع النفايات المنزلية المعتادة في نهاية فترة صلاحيته، ولكن قم بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية من أجل إعادة تدويره. بقيامك بذلك فأنت تساعد في المحافظة على البيئة.

## المواصفات الفنية

SC1999 ، SC1997

|                                                              |                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 100 فولت - 240 فولت                                          | تصنيف الجهد الكهربائي         |
| 50 هرتز - 60 هرتز                                            | تصنيف التردد                  |
| 36 واط                                                       | تصنيف المدخلات                |
| الفئة II                                                     | الحماية ضد الصدمات الكهربائية |
| IP 30 (EN 60529)                                             | تصنيف الحماية                 |
| درجة الحرارة: تتراوح ما بين 15+ درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية | ظروف التشغيل                  |
| من 25- إلى 70 درجة مئوية                                     | درجة حرارة ظروف التخزين       |
| أقل من 90% (عدم تكاثف)                                       | رطوبة ظروف التخزين            |

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ضغط التشغيل              | 700 هيكثو باسكال - 1060 هيكثو باسكال                                   |
| الارتفاع                 | حد أقصى 3000 م                                                         |
| الأطوال الموجية المنبعثة | 530 نانو متر - 1400 نانو متر                                           |
| التعرض البصري            | 2.5 - 5.0 جول/سم <sup>2</sup> ، اعتماداً على الإعدادات المختارة        |
| الطاقة البصرية القصوى    | 20 جول                                                                 |
| مدة النبض                | >1.5 مللي ثانية                                                        |
| وقت التكرار              | 1 - 3.5 ثانية ، اعتماداً على الإعدادات المختارة                        |
| التجانس البصري           | انحراف نسبته +/- 20% بحد أقصى من متوسط التعرض البصري في منطقة المعالجة |

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعاً التي يمكن أن تواجهها مع الجهاز. إذا تعذر عليك حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، فقم بزيارة الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) للحصول على قائمة بالأسئلة المتداولة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لبلدتك.

| المشكلة                                                                                                                   | السبب المحتمل                                           | الحل                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يصبح الجهاز/المحول دافئاً أثناء الاستخدام                                                                                 | هذا أمر طبيعي.                                          | لا يلزم اتخاذ أي إجراء.                                                                                      |
| عندما أضع الجهاز على الجلد لا يصدر أي وميض. يومض ضوء "الاستعداد للوميض" باللون البرتقالي ثم يضيء بلون برتقالي بشكل مستمر. | درجة لون البشرة في المنطقة التي يتم معالجتها داكن جداً. | قم بمعالجة مناطق أخرى من الجسم ذات درجة لون أفتح باستخدام لوميا.                                             |
| لا يضيء ضوء "الاستعداد للوميض" عندما أضع الملحق على البشرة، ولكن تعمل مروحة التبريد.                                      | الجهاز لا يلامس بشرتك بشكل كامل.                        | ضعي الجهاز بزاوية 90 درجة على البشرة بحيث يكون نظام السلامة المدمج ملائماً لبشرتك.                           |
| لا يضيء ضوء "الاستعداد للوميض" باللون الأبيض ولكن لا يصدر الجهاز أي وميض عند الضغط على زر الوميض.                         | يحتاج الجهاز لإعادة التعيين.                            | إعادة تعيين الجهاز، قم بإيقاف تشغيله ثم تشغيله مرة أخرى.                                                     |
| كثافة الضوء تومض بالتناوب ، من 1 إلى 5 ، ثم من 5 إلى 1.                                                                   | تم تنشيط الحماية من الحرارة الزائدة.                    | دع الجهاز يبرد لحوالي 5 دقائق حتي يتوقف الضوء عن الوميض بالتناوب. يتوقف الجهاز تلقائياً بعد 5 دقائق تقريباً. |
| جميع مصابيح الكثافة تومض                                                                                                  | يحتاج الجهاز لإعادة التعيين.                            | إعادة تعيين الجهاز، قم بإيقاف تشغيله و فصل المهايمن من التيار الكهربائي. ثم توصيله و تشغيله مرة أخرى.        |
| تستمر تفاعلات البشرة بعد المعالجة لفترة أطول من المعتاد.                                                                  | لقد استخدمت إعداد كثافة ضوء عالٍ جداً بالنسبة لك.       | حدد كثافة أقل في المرة القادمة. راجع الفصل "استخدام فيليبس لوميا"، قسم "تحديد كثافة الضوء المناسبة".         |

| المشكلة                                                 | السبب المحتمل                                                              | الحل                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نتائج المعالجة غير مرضية.                               | لقد استخدمت إعداد كثافة ضوء منخفض جداً بالنسبة لك.                         | حدد إعداد أعلى في المرة القادمة.                                                                                                                                    |
|                                                         | لم تقم بجعل الجهاز يومض في منطقة مجاورة للمنطقة التي قمت بمعالجتها من قبل. | يجب إصدار الوميض على فترات قريبة من بعضها البعض.                                                                                                                    |
|                                                         | الجهاز غير فعال على لون شعر الجسم الخاص بك.                                | إذا كان شعرك أبيض، أو رمادي، أو أشقر فاتح أو أشقر أو أحمر، فلن تكون المعالجة فعالة.                                                                                 |
|                                                         | لم تستخدم الجهاز بالقدر الموصى به.                                         | لإزالة جميع الشعيرات بشكل ناجح، ننصحك باتباع الجدول الزمني الموصى به للمعالجة. يمكنك تقليل الوقت بين المعالجات، ولكن لا تقم بالمعالجة أكثر من مرة واحدة كل أسبوعين. |
|                                                         | أنت تستجيب ببطء لمعالجة تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL).                   | استمر في استخدام الجهاز لمدة 6 أشهر على الأقل، حيث قد يستمر نمو الشعر في الانخفاض على مدى هذه الفترة.                                                               |
| ملحق الجسم الخاص بي لا يحتوي على زجاج/مرشح/نافذة مدمجة. | هذا أمر طبيعي.                                                             | لا يحتوي ملحق الجسم على زجاج/مرشح/نافذة.                                                                                                                            |

## خوش آمدید

به دنیای زیبای Lumea خوش آمدید! فقط چند هفته تا رسیدن به پوستی به لطافت ابریشم فاصله دارید. Philips Lumea از فن آوری نور شدید پالسی (IPL) استفاده می کند که یکی از موثرترین روش ها در جلوگیری دائم از رشد مجدد موها است. ما در نتیجه همکاری نزدیک با متخصصین پوست مورد تأیید، از این فن آوری نوری استفاده کردیم که از آن در سالن های زیبایی حرفه ای استفاده می شود تا بتوانید راحت، موثر و ایمن در خانه از آن استفاده کنید. Philips Lumea با پوست شما مهربان است و با شدت نوری که برایتان راحت است، راحتی و اصلاح کارآمد را تجربه می کنید. موهای زائد را دیگر نخواهید دید. از اینکه هیچ موی زائدی ندارید لذت ببرید و هر روز احساس و ظاهری فوق العاده داشته باشید.

برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) ثبت نام کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً به [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea) بروید و ویدیوهای آموزشی توصیه متخصصین و سؤال های متداول و همچنین نحوه استفاده از Lumea به بهترین شکل را ببینید.

## نمای کلی دستگاه (تصویر 1)

- 1 درپچه خروج نور همراه با فیلتر UV داخلی
- 2 ضمائم
  - a سر مخصوص بدن
  - b سر مخصوص صورت
  - c سر مخصوص پیکینی (SC1999)
- 3 منعکس کننده داخل سر مخصوص
- 4 سیستم ایمنی داخلی
- 5 حسگر رنگ پوست
- 6 سطوح تماس الکترونیکی
- 7 دکمه فلادش
- 8 درپچه سطوح تماس الکترونیکی
- 9 دکمه روشن/خاموش
- 10 چراغ های شدت نور (1-5)
- 11 چراغ "آماده برای فلادش زدن"
- 12 درپچه های هوا
- 13 سوکت دستگاه
- 14 آداپتور
- 15 فیش کوچک
- 16 کیف مخصوص (در تصویر نیست)

## چه کسی نباید از Lumea استفاده کند؟ موارد منع استفاده

### شرایط کلی

- هرگز از این دستگاه بر روی پوست نوع 5 یا 6 استفاده نکنید (اگر پوستتان خیلی کم آفتاب سوخته می شود یا هرگز نمی شود). در این صورت خیلی احتمال دارد پوستتان واکنش نشان دهد، مانند زیاد یا کم شدن رنگ دانه های پوست، قرمزی شدید یا سوختگی.

توجه: برای بررسی اینکه با توجه به رنگ پوستتان امکان استفاده از دستگاه وجود دارد یا نه، به جدول رنگ پوست شماره 2 در صفحه تاختورده مراجعه کنید.



- اگر باردار هستید یا به نوزاد شیر می دهید هرگز از این دستگاه استفاده نکنید زیرا دستگاه بر روی زنان باردار و زنانی که به نوزادان شیر می دهند آزمایش نشده است.
- اگر هر نوع ایمپلنت فعالی در بدن دارید مانند دستگاه ضربان ساز، نورواستیمیلاتور، پمپ انسولین و سایر موارد هرگز از این دستگاه استفاده نکنید.

## درمان دارویی/سابقه

- در صورت مصرف هر یک از داروهای مندرج در زیر، هرگز از دستگاه استفاده نکنید:
- اگر پوست شما تحت درمان با اسیدهای آلفا هیدروکسی (AHA)، بتا هیدروکسی (BHA)، ایزوترتینوئین و اسید آزلائیک است یا در هفته گذشته این موارد را مصرف کرده اید.
- اگر در شش ماه گذشته هرگونه ایزوترتینوئین آکوتان یا راکوتان مصرف کرده اید. این اصلاح می تواند پوست را نسبت به هرگونه پارگی، زخم یا حساسیت، حساس تر کند.
- اگر از داروهای فوتوسنسیتیو استفاده می کنید، جعبه دارو را بررسی کنید و اگر عنوان شده است که ممکن است حساسیت های فوتو آلرژیک واکنش های فوتوتوکسیک ایجاد کند یا اگر لازم است در طول مصرف دارو از قرار گرفتن در معرض نور خورشید دور باشید، هرگز از این دستگاه استفاده نکنید.
- اگر داروهای ضد انعقاد خون مصرف می کنید، از جمله حجم زیادی آسپرین به صورتی که نتوانید حداقل 1 هفته قبل از هر جلسه کار با دستگاه، مصرف آن را متوقف کنید.
- در شرایط زیر هرگز از دستگاه استفاده نکنید:
- اگر در 3 ماه گذشته تحت پرتو درمانی یا شیمی درمانی بوده اید.
- اگر از مسکن هایی استفاده می کنید که حساسیت پوست را نسبت به گرما کم می کنند.
- اگر داروهای فرونشنان ایمنی مصرف می کنید.
- اگر در ناحیه های تحت تماس در 3 هفته گذشته جراحی داشته اید.

## آسیب شناسی/اختلالات

- در شرایط زیر هرگز از دستگاه استفاده نکنید:
- اگر دیابت دارید یا مبتلا به سایر بیماری های سیستمیک یا متابولیک هستید.
- اگر نارسایی احتقانی قلبی دارید.
- اگر بیماری های مرتبط با حساسیت به نور مانند بثورات نوری پلی مورفیک (PMLE)، کهیر خورشیدی، پورفیری و سایر موارد دارید.
- اگر قبلاً سابقه اختلالات کلاژن داشته اید، از جمله سابقه تشکیل گوشت اضافی در ناحیه زخم یا اگر زخم های پتان به خوبی ترمیم نمی شوند.
- اگر در واکنش به نور فلانش دچار صرع می شوید.
- اگر پوستتان نسبت به نور حساس است و به سادگی دچار جوش یا واکنش های حساسیتی می شود.
- اگر بیماری پوستی دارید مانند سرطان فعال پوست، یا اگر قبلاً سرطان پوست یا هرگونه سرطان دیگری در محل های تحت اصلاح این دستگاه داشته اید.
- اگر قبلاً سابقه بیماری های عروقی داشته اید، مانند واریس یا اتساع عروق در محل های تحت استفاده.
- اگر مشکلات مربوط به خونریزی دارید.
- اگر بیماری سرکوب گر سیستم ایمنی دارید (از جمله عفونت HIV یا ایدز).



## شرایط پوست

در شرایط زیر هرگز از دستگاه استفاده نکنید:

- اگر عفونت، آگزما، سوختگی، التهاب فولیکول، زخم باز، خراش، تب خال، جراثیم یا ضایعه ای در محل مورد استفاده دارید.
- بر روی پوست های آسیب دیده (دارای سوختگی یا بریدگی)، آفتاب سوخته، یا پوستی که اخیراً برنزه شده یا در آفتاب برنزه شده است.
- در نواحی که زکرم می شود، بدون مشورت قبلی با پزشک از دستگاه استفاده نکنید: نواحی دارای خال، کک و مک، رگ های بزرگ، قسمت های لک دار، زخم، بخش های مشکل دار پوست. این کار باعث سوختگی و تغییر رنگ پوست می شود و در نتیجه باعث می شود که مشکلات مرتبط با پوست سخت تر قابل شناسایی باشد.
- در نواحی زیر نیز از دستگاه استفاده نکنید: روی زگیل، تاتو یا نواحی دارای آرایش دائمی.

## محل های استفاده

هرگز از این دستگاه در ناحیه های زیر استفاده نکنید:



- در اطراف چشم یا روی ابروها یا در نزدیکی ابروها.
  - روی لب ها، صورت، نوک سینه، هاله دور سینه، زبانه آلت تناسلی، آلت تناسلی زنان، مقعد، داخل سوراخ بینی و گوش ها.
  - مردها نباید از این دستگاه روی صورت و گردن و همچنین محل رویش موی ریش یا در محل آلت تناسلی استفاده کنند.
  - در قسمت هایی که برای مدت طولانی روی آنها دئودورانت می زنید. این کار باعث ایجاد حساسیت های پوستی می شود.
  - روی هر قطعه مصنوعی یا در نزدیکی آن، مثل ایمپلنت های سیلیکون، محل تزریق زیر پوستی (مثل پخش کننده انسولین) یا حلقه های تزئینی متصل به پوست.
- توجه: فهرست ارائه شده کامل نیست. اگر مطمئن نیستید که می توانید از این دستگاه استفاده کنید یا خیر، توصیه می کنیم با پزشکتان صحبت کنید.

مهم


خطر



- دستگاه و آداپتور را خشک نگه دارید.
- در صورت شکستن دستگاه، به هیچکدام از قسمت های داخلی آن دست نزنید تا دچار برق گرفتگی نشوید.
- آب و الکتریسیته ترکیب خطرناکی هستند. از این دستگاه در محیط های مرطوب استفاده نکنید (مثلاً نزدیک یک وان پر از آب، دوش حمام یا یک استخر پر از آب).

## هشدار

- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از قبیل کودکان) که ناتوانی جسمی، حسی یا ذهنی دارند در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه تحت نظارت از آن استفاده کنند یا نحوه استفاده از دستگاه توسط شخص مسئول به آنها آموزش داده شده باشد.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.
- این دستگاه برای کودکان زیر ۱۵ سال مناسب نیست. نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال می توانند با رضایت و/یا کمک والدین یا سرپرست قانونی خود از این دستگاه استفاده کنند. افراد ۱۸ سال و بالاتر می توانند به اختیار خود از دستگاه استفاده کنند.
- همیشه قبل از استفاده از دستگاه آن را بررسی کنید. اگر دستگاه یا آداپتور آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید.
- اگر فیلتر UV درپچه خروج نور شکسته است، از دستگاه استفاده نکنید.
- هیچ بخشی از آداپتور یا سیم را تغییر ندهید و جدا نکنید زیرا باعث ایجاد شرایط خطرناک می شود.
- نواحی که باید اصلاح شوند را با مداد یا خودکار علامت گذاری نکنید. اینکار می تواند موجب سوختگی پوست شود.
- اصلاح موها به کمک تابش نور ممکن است در بعضی افراد باعث افزایش رشد موها شود. بر اساس داده های فعلی موجود، گروه هایی که بیشتر در معرض این واکنش قرار دارند خانم های مدیترانه ای، خاورمیانه و جنوب آسیا هستند که اصلاح را روی پوست و گردن انجام می دهند.
- درپچه خروج نور ممکن است بعد از استفاده بسیار داغ شود. تا وقتی درپچه خروج نور خنک نشده است، به بخش داخلی آن دست نزنید.
- این دستگاه با برق کار می کند. برای کارکرد دستگاه لازم است آداپتور را به پریز برق وصل کنید. برای اطمینان از عملکرد ایمن، این دستگاه عملکردهای اضافی را ارائه می کند و نباید از نوع دیگری از آداپتور برای آن استفاده کرد. فقط از منبع برق جداشدنی ارائه شده همراه با این دستگاه (So36NV2400150) استفاده کنید (به نماد مراجعه کنید).



توجه: اگر متوجه شدید نسبت به دفعه قبل پیشین رنگ پوستتان تغییر کرده است (مثلاً در اثر برنزه شدن)، توصیه می کنیم روی پوستتان تست کنید و قبل از استفاده بعدی ۳۰ دقیقه منتظر بمانید.

## برای جلوگیری از بروز آسیب

- بررسی کنید هیچ چیزی شکاف های درپچه هوای دستگاه را مسدود نکرده باشد.
- هرگز فشار زیاد بر دستگاه وارد نکنید و آن را تکان ندهید یا نیندازید.
- اگر دستگاه را از مکانی بسیار سرد به مکانی بسیار گرم منتقل می کنید یا بالعکس، قبل از استفاده تقریباً ۳ ساعت صبر کنید.
- دستگاه را در مکانی به دور از گرد و خاک و محلی خشک نگهداری کنید.
- در حین استفاده، دستگاه را در دمای کمتر از ۱۵ درجه سانتی گراد یا بیشتر از ۳۵ درجه سانتی گراد قرار ندهید.

- برای اینکه آسیبی به دستگاه وارد نشود، آن را برای چند ساعت متوالی در معرض تابش مستقیم نور خورشید، نور UV قرار ندهید.

## احتیاط

- این دستگاه فقط برای برداشتن موهای زائد بدن در قسمت های زیر استخوان گونه است. از آن برای هیچ هدف دیگری استفاده نکنید. عدم رعایت این مسئله ممکن است باعث شود در شرایط خطرناکی قرار بگیرید. مردها نباید از این دستگاه روی صورت و گردن و همچنین محل رویش موی ریش یا در محل آلت تناسلی استفاده کنند.




- این دستگاه قابل شستشو نیست. هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید یا آن را زیر شیر آب نشویید.
- به منظور رعایت بهداشت، دستگاه فقط باید برای یک نفر استفاده شود.
- از دستگاه فقط با تنظیمات مناسب برای نوع پوستتان استفاده کنید. استفاده با تنظیماتی بیشتر از مقدار توصیه شده می تواند احتمال بروز واکنش های پوستی و عوارض جانبی را افزایش دهد.
- هرگز از هوای فشرده، پدهای شستشو، مواد شوینده ساینده یا مایعات ساینده مانند بنزین یا استون برای تمیز کردن این دستگاه استفاده نکنید.
- نور پراکنده ایجاد شده توسط دستگاه برای چشم ها ضرری ندارد. هنگام استفاده از دستگاه داخل فلاش را نگاه نکنید. لازم نیست در حین استفاده از عینک مخصوص استفاده کنید. از دستگاه در اتاقی که نور مناسب دارد استفاده کنید تا چشم های شما در اثر نور خیره نشود.
- برای آزمایش یا تعمیر دستگاه، همیشه به مراکز خدمات مجاز Philips مراجعه کنید. تعمیر توسط افراد غیرمجاز ممکن است سبب ایجاد وضعیت خیلی خطرناک برای کاربر شود.
- وقتی دستگاه روشن است هرگز آن را به حال خود رها نکنید. همیشه بعد از استفاده دستگاه، آن را خاموش کنید.
- اگر هرکدام از شرایط موجود در بخش "چه کسی نباید از Lumea استفاده کند؟ موارد منع استفاده" در مودتات صدق کرد، از دستگاه استفاده نکنید.
- برنزه کردن پوست یا تابش طبیعی یا مصنوعی نور خورشید ممکن است بر حساسیت و رنگ پوست تأثیر بگذارد. برای تعیین تنظیم شدت نور مناسب، یک تست پوست انجام دهید.
- قبل از استفاده از Lumea، پوستتان را تمیز کنید و حتماً موی آن را بزنید، پوستتان را کامل خشک کنید تا هیچ نقطه چربی روی آن نباشد.
- در هر نوبت بیش از یک بار روی یک نقطه خاص پوست از دستگاه استفاده نکنید. این کار باعث بهبود عملکرد و کارایی دستگاه نمی شود، اما ممکن است باعث ایجاد واکنش های پوستی شود.
- استفاده از Lumea هرگز نباید دردناک باشد. اگر احساس ناراحتی کردید، میزان شدت نور را کاهش دهید.

## میدان های الکترومغناطیسی (EMF)



این دستگاه Philips با تمام استانداردها و قوانین زیربند در رابطه با قرار گیری در معرض میدان های الکترومغناطیسی مطابقت دارد.

## نحوه عملکرد IPL

با استفاده از فناوری IPL، پالس های آرام نوری روی پوست وارد می آید و توسط ریشه مو جذب می شود. هرچه موها تیره تر باشند، پالس های نوری بهتر توسط موها جذب می شوند.



پالس های نوری سبب می شوند فولیکول های مو به حالت استراحت بروند. در نتیجه موها به صورت طبیعی می ریزند و از رشد مجدد موها جلوگیری می شود و پوستتان همیشه لطیف می ماند.



چرخه رشد موها شامل چند مرحله است. فناوری IPL فقط در صورتی موثر است که موها در مرحله رشد خود باشند. همه موها در زمان یکسان در مرحله رشد خود نیستند. به همین دلیل است که دوره استفاده 8 هفته ای و سپس جلسات اصلاحی را پیشنهاد می کنیم تا همه موها در مرحله رشد به طور موثر از بین برده شوند. توجه: اگر موهایتان بلوند یا بلوند روشن است، استفاده از Lumea موثر نیست، زیرا موهای روشن نور کافی جذب نمی کنند. در زیر می توانید رنگ موهایی را ببینید که Lumea برای اصلاح آنها مناسب و موثر است.

## رنگ موهای مناسب بدن

توجه: برای بررسی اینکه با توجه به رنگ موی بدن شما امکان استفاده از دستگاه وجود دارد یا نه، به جدول رنگ موی شماره 3 در صفحه تاخوردیه مراجعه کنید.



## آنچه انتظار می رود

### بلافاصله بعد از اولین استفاده

پس از اولین استفاده، 1 تا 2 هفته طول می کشد تا موها بریزد. طی هفته های اولیه متعاقب استفاده، کماکان شاهد رشد موها خواهید بود. احتمالاً این موها در دفعات اولیه استفاده دستگاه در مرحله رشد نبودند.

### بعد از 2-3 بار استفاده

بعد از 2-3 بار استفاده، کاهش چشم گیری در رشد موها مشاهده خواهید کرد. اما برای اینکه به طور موثری همه موها تحت تأثیر قرار بگیرند، مهم است که روند استفاده را با توجه به برنامه توصیه شده ادامه دهید.

### بعد از 4-5 بار استفاده

بعد از 4-5 بار استفاده، باید کاهش چشمگیر رشد موها را در محل های تحت استفاده Lumea مشاهده کنید. حجم موها نیز باید کاهش پیدا کند. برای اینکه نتیجه دلخواه حاصل شود، دستگاه را مطابق با دوره به همراه جلسات اصلاحی مکرر استفاده کنید (هر 4 تا 8 هفته).

## توصیه هایی در مورد برنزه کردن

### برنزه کردن با نور طبیعی آفتاب یا به صورت مصنوعی

اگر عمداً پوستتان را در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا نورهای مصنوعی قرار می دهید تا برنزه شوید، این کار بر حساسیت و رنگ پوستتان تأثیر می گذارد. بنابراین موارد مهم زیر را در نظر داشته باشید:

- بعد از هر بار استفاده، حداقل 48 ساعت صبر کنید سپس برنزه کنید. حتی بعد از 48 ساعت، مطمئن شوید که پوست محل اصلاح هیچ قرمزی ناشی از اصلاح نداشته باشد.
  - در صورتی که پوست شما در معرض تابش نور خورشید قرار می گیرد (بدون قصد برنزه شدن)، طی 48 ساعت پس از اصلاح، روی قسمت های تحت اصلاح، ضد آفتابی با SPF 50+ بزنید. بعد از این مدت، تا دو هفته می توانید از ضد آفتاب SPF 30+ استفاده کنید.
  - بعد از برنزه شدن، حداقل 2 هفته صبر کنید سپس از Lumea استفاده کنید. برای تعیین تنظیم شدت نور مناسب، یک تست پوست انجام دهید.
  - از Lumea روی قسمت هایی از بدن که دچار آفتاب سوختگی شده اند استفاده نکنید.
- توجه: اگر فقط بعضی مواقع و به صورت غیرمستقیم در معرض تابش نور خورشید قرار می گیرید، این حالت برنزه شدن به شمار نمی رود.




### برنزه کردن با استفاده از کرم

اگر از لوسیون های مصنوعی برای برنزه شدن استفاده کرده اید، قبل از استفاده از دستگاه منتظر بمانید تا حالت برنزه مصنوعی به طور کامل از بین برود.

## قبل از اینکه از Lumea استفاده کنید

### رسیدگی به پوست قبل از استفاده از دستگاه

قبل از استفاده از Lumea، باید از قبل موهای سطح پوست را بزنید. با اینکار نور به بخش هایی از مو در زیر سطح پوست می رسد تا اصلاح موثر انجام شود. می توانید موها را با تیغ، اپیلاسیون یا موم بردارید. از کرم های موبر استفاده نکنید زیرا مواد شیمیایی ممکن است باعث واکنش های پوستی شوند.



اگر می خواهید از موم استفاده کنید، لطفاً 24 ساعت منتظر بمانید تا پوست استراحت کند و سپس از Lumea استفاده کنید. توصیه می کنیم قبل از استفاده از دستگاه حمام کنید و همه باقیمانده های موم را از روی پوستتان پاک کنید.

- 1 مو زدایی اولیه را روی قسمت هایی که می خواهید از Lumea استفاده کنید انجام دهید.
- 2 پوستتان را تمیز کنید و بررسی کنید مو نداشته باشد، به طور کامل آن را خشک باشد و هیچ ماده چربی روی آن نباشد.

توجه: معمولاً پس از 4-5 بار استفاده که رشد موها متوقف شد، دیگر نیاز نیست قبل از استفاده از دستگاه به پوستتان رسیدگی خاصی کنید.

### تست پوست

وقتی از Lumea برای اولین بار استفاده می کنید یا اگر اخیراً پوستتان را برنزه کرده اید، روی هر قسمتی که می خواهید از دستگاه استفاده کنید، تست پوست انجام دهید. تست پوست را باید انجام دهید تا حساسیت پوستتان را نسبت به اصلاح بررسی کنید و تنظیم شدت نور مناسب را برای هر قسمت از بدن تعیین کنید.

- 1 قسمتی نزدیک به محل مورد نظرتان را انتخاب کنید.
- 2 دستگاه را روشن کنید. حتماً تنظیم 1 را انتخاب کنید.
- 3 دستگاه را روی پوستتان بگذارید و دکمه فلاش را فشار دهید تا فلاش بزند.
- 4 دستگاه را روی پوستتان حرکت دهید و به قسمت بعدی برای استفاده بروید.
- 5 تنظیم را یک سطح بالا ببرید و فلاش را بزنید، دوباره به قسمت بعدی بروید. این کار را برای همه سطوح با محدوده ای که برای نوع پوستتان توصیه شده است تکرار کنید.
- 6 بعد از انجام تست پوست، 24 ساعت منتظر بمانید و بررسی کنید پوستتان واکنشی نشان داده است یا خیر. اگر پوستتان واکنشی نشان داده است، برای استفاده بعدی، بالاترین تنظیمی را انتخاب کنید که سبب ایجاد واکنش پوستی نشده است. روی تمام قسمت هایی که می خواهید از دستگاه استفاده کنید باید تست پوست انجام دهید.

## استفاده از Philips Lumea

### حسگر رنگ پوست


برای ایمنی بیشتر، حسگر رنگ پوست دستگاه، رنگ پوست را در ابتدای هر جلسه و هر از گاهی در طی جلسه اندازه گیری می کند. اگر حسگر تشخیص دهد که رنگ پوست برای اصلاح با Lumea بسیار تیره است،

دستگاه به طور خودکار غیرفعال می شود تا از بروز حساسیت های پوستی جلوگیری کند. این بدان معنی است که وقتی شما دکمه فلاش را فشار می دهید، دستگاه پالس ها را منتشر نمی کند.

## ضمائم

### وصل کردن و جدا نمودن


برای وصل کردن سر مخصوص، کافی است آن را روی دریچه خروج نور بگذارید و چفت کنید.



برای جداکردن سر مخصوص، آن را از روی دریچه خروج نور بردارید.

### سر مخصوص بدن

می توانید از سر مخصوص بدن برای اصلاح موهای زائد در قسمت های مختلف بدن در زیر خط گردن استفاده کنید. در نواحی بزرگتر مانند پاها می توانید دستگاه را به سرعت استفاده کنید.



### سر مخصوص صورت

سر مخصوص صورت شامل فیلتر نور اضافی داخلی برای ایمنی بیشتر است و بنابراین می توانید از آن برای از بین بردن موهای ناخواسته صورت در پشت لب، چانه و خط ریش استفاده کنید.



### احتیاط:

- از Lumea برای اصلاح اپروها استفاده نکنید.
- وقتی روی موهای پشت لب کار می کنید، دقت کنید روی لب فلاش نکنید.

### سر مخصوص بیکینی (SC1999)


سر مخصوص بیکینی شامل فیلتر ویژه ای برای اصلاح موهای ضخیم در قسمت کشاله ران است.



## انتخاب شدت نور مناسب

Lumea دارای 5 شدت نور مختلف است. بسته به نوع پوست و شدت نوری که برایتان راحت و مناسب است، می توانید شدت نور مناسب را انتخاب کنید.

1 برای انتخاب تنظیمات صحیح به جدول زیر مراجعه کنید.



2 برای تنظیم شدت نور، دکمه روشن/خاموش را یک یا دو بار فشار دهید تا به تنظیم لازم برسید. نور شدت مربوطه به رنگ سفید روشن می شود.

توجه: اگر رنگ پوست شما بسیار تیره باشد، دستگاه به طور خودکار غیرفعال می شود تا از بروز حساسیت های پوستی جلوگیری کند. حسگر رنگ پوست دستگاه مشخص نمی کند از کدام تنظیمات شدت نوری استفاده کنید، زیرا Philips Lumea دست شما را در انتخاب شدت نور مناسب باز گذاشته است.

3 استفاده از Lumea هرگز نباید دردناک باشد. اگر احساس ناراحتی کردید، میزان شدت نور را کاهش دهید.

4 اگر اخیراً پوستتان را برنزه کرده اید، برای تعیین تنظیم شدت نور مناسب، تست پوست انجام دهید.

| نوع پوست | رنگ پوست                                                                                          | تنظیم شدت نور                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| I        | سفید؛ همیشه آفتاب سوخته می شوید، هرگز برنزه نمی شوید.                                             | 4/5                               |
| II       | گندمی؛ سریع آفتاب سوخته می شوید، کمی برنزه کنید.                                                  | 4/5                               |
| III      | قهوه ای روشن؛ سریع آفتاب سوخته می شوید، آرام آرام به قهوه ای روشن برنزه می شوید.                  | 4/5                               |
| IV       | قهوه ای متوسط؛ به ندرت آفتاب سوخته می شوید، راحت برنزه می شوید.                                   | 3/4                               |
| V        | قهوه ای تیره؛ به ندرت آفتاب سوخته می شوید، بسیار راحت برنزه می شوید.                              | نمی توانید از دستگاه استفاده کنید |
| VI       | سیاه مایل به قهوه ای یا تیره تر؛ به ندرت یا اصلاً آفتاب سوخته نمی شوید، بسیار تیره برنزه می شوید. | نمی توانید از دستگاه استفاده کنید |

توجه: برای بررسی اینکه با توجه به رنگ پوستتان امکان استفاده از دستگاه وجود دارد یا نه، به جدول رنگ پوست شماره 2 در صفحه تاخوردیه مراجعه کنید.




توجه: در روزها و مواقع مختلف و به دلایل متفاوت ممکن است پوستتان واکنشی متفاوتی داشته باشد.

## استفاده از دستگاه

1 قبل از استفاده، سر مخصوص و دریچه خروج نور را تمیز کنید.


2 فیش کوچک را در دستگاه قرار داده و آداپتور را به پریز دیواری بزنید.

3 دستگاه را روشن کرده و شدت نور مناسب برای رنگ پوستتان را انتخاب کنید.





- 4 دستگاه را با زاویه 90 درجه روی پوستتان بگذارید تا سر مخصوص و سیستم ایمنی داخلی در تماس با پوست باشند  
سیستم ایمنی داخلی از ایجاد فلاش ناخواسته در مواقع عدم تماس با پوست جلوگیری می کند.




- 5 دستگاه را محکم روی پوست خود فشار دهید تا از تماس پوستی مناسب اطمینان حاصل شود. سپس دستگاه به طور خودکار رنگ پوست را بررسی می کند و "چراغ آماده بودن فلاش" به رنگ سفید روشن می شود و نشان می دهد که می توانید استفاده را ادامه دهید.

توجه: اگر چراغ "آماده بودن فلاش" به رنگ نارنجی روشن شود، پوست شما برای اصلاح مناسب نیست. در این صورت، دستگاه به طور خودکار غیرفعال می شود. می توانید دستگاه را روی سایر قسمت های روشن پوست امتحان کنید.

نکته: اگر Lumea را روی قسمت بیکیفی خود استفاده می کنید و می خواهید قسمتی از موها را در آن قسمت نگه دارید، دقت کنید که در طی استفاده حسگر رنگ پوست روی موهای باقیمانده قرار نگیرد، زیرا این کار ممکن است باعث مسدود شدن دستگاه شود.


- 6 دکمه فلاش را فشار دهید تا فلاش روشن شود. به دلیل فلاش مقداری گرما حس خواهید کرد.  
توجه: نور ایجاد شده توسط دستگاه برای چشم ها ضرری ندارد. لازم نیست در حین استفاده از عینک مخصوص استفاده کنید. از دستگاه در اتاقی که نور مناسب دارد استفاده کنید تا چشم های شما در اثر نور خیره نشود.

- 7 دستگاه را روی قسمت مورد نظر بعدی جهت اصلاح بگذارید. بعد از هر فلاش، حداکثر 3.5 ثانیه طول می کشد تا دستگاه برای فلاش بعدی آماده شود. وقتی چراغ "آماده بودن فلاش" دوباره روشن شد می توانید فلاش بزنید.



- 8 برای اطمینان از اینکه همه قسمت ها را اصلاح کرده اید، فلاش ها را نزدیک به یکدیگر بزنید. نور موثر فقط از دریچه خروج نور خارج می شود، بنابراین باید مقداری همپوشانی در نظر بگیرید. اما، دقت کنید هر قسمت را فقط یک بار فلاش بزنید. دو بار فلاش زدن روی یک قسمت سبب تأثیر بیشتر استفاده نمی شود اما ممکن است باعث ایجاد واکنش های پوستی شود.

- 9 پس از پایان اصلاح، دکمه روشن/خاموش را فشار داده و به مدت 2 ثانیه نگه دارید تا دستگاه خاموش شود.



### دو حالت استفاده وجود دارد: "مهر و فلاش" و "حرکت و فلاش"

Philips Lumea دارای دو حالت استفاده برای کاربرد راحت تر در قسمت های مختلف بدن است:

- حالت "مهر و فلاش" برای اصلاح نواحی کوچک یا دارای انحنا مانند زانوها و زیر بغل مناسب است. خیلی راحت دکمه فلاش را فشار دهید و رها کنید تا یک فلاش زده شود.
- حالت حرکت و فلاش برای استفاده روی قسمت های بزرگ تر مثل پاها مناسب است. دکمه فلاش را فشار دهید و نگه دارید و در همین حال دستگاه را روی پوستتان حرکت دهید تا چند فلاش در یک ردیف زده شود.

## برنامه توصیه شده برای استفاده

### مرحله اولیه

برای 4 تا 5 جلسه اول توصیه می کنیم هر دو هفته یک بار از Philips Lumea استفاده کنید تا مطمئن شوید که همه موها اصلاح شده اند.


### مرحله اصلاحی



بعد از مرحله اصلاح اولیه (4 تا 5 بار)، توصیه می کنیم هر بار که شاهد رویش مجدد موها بودید هر 4 تا 8 هفته مراحل تکمیلی را تکرار کنید. این کار برای حفظ نتایج و داشتن پوستی بهتر برای چند ماه است. فواصل زمانی بین استفاده ها بستگی به رشد موهایتان و همچنین در قسمت های مختلف بدن دارد.



## سر مخصوص و مدت زمان اصلاح توصیه شده برای هر ناحیه



## بعد از استفاده

### واکنش های معمولی پوست

ممکن است پوستتان کمی قرمز و/یا زیر شود، احساس سوزش یا گرما کنید. این واکنش کاملاً بی ضرر است و به سرعت از بین می رود.

در نتیجه اصلاح یا انجام همزمان اصلاح و اصلاح با نور دستگاه ممکن است پوست خشک شود و احساس خارش داشته باشید. با کمک کیسه یخ یا یک پارچه مرطوب می توانید پوست را در محل مورد نظر خنک کنید. اگر خشکی پوست ادامه پیدا کند می توانید مرطوب کننده بی بویی را 24 ساعت بعد از استفاده روی قسمت مورد نظر بگذارید.

## عوارض جانبی نادر

- سوختگی ها، قرمز شدگی های زیاد (برای مثال اطراف فولیکل های مو) و تورم: این حساسیت ها به ندرت اتفاق می افتد. این موارد نتیجه استفاده از شدت نوری است که برای رنگ پوست زیاد است. اگر این حساسیت ها در مدت سه روز از بین نرفت، توصیه می کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا دوره استفاده بعدی که پوست کاملاً بهبود می یابد صبر کنید و از شدت نور کمتری استفاده کنید.
- تغییر رنگ پوست: این مورد به ندرت اتفاق می افتد. تغییر رنگ پوست خود را یا به صورت یک تکه تیره تر (زیاد شدن رنگ دانه های پوست) یا یک تکه روشن تر (کم شدن رنگ دانه های پوست) نسبت به نواحی اطراف نشان می دهد. این نتیجه استفاده از شدت نوری است که برای رنگ پوست زیاد است. اگر تغییر رنگ در مدت 2 هفته از بین نرفت، توصیه می کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا زمانی که مشکل تغییر رنگ از بین نرفته و پوست به رنگ طبیعی خود برگشته است به اصلاح این قسمت ها نپردازید.
- عفونت پوست مورد ندری است با اینحال ممکن است به دنبال وجود یک زخم (کوچک)، سوختگی پوست، خراشیدگی پوست و مواردی از این دست اتفاق بیفتد.
- التهاب اپیدرمال (یک ناحیه قهوه ای بسیار مشخص که اغلب برای پوست های تیره تر اتفاق می افتد و با خشکی پوست همراه نیست): این حساسیت به ندرت اتفاق می افتد. اگر این حساسیت در مدت 1 هفته از بین نرفت، توصیه می کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا دوره استفاده بعدی که پوست کاملاً بهبود می یابد صبر کنید و از شدت نور کمتری استفاده کنید.
- تاول زدن (شبیه حباب های کوچکی بر روی سطح پوست است): این مورد به ندرت اتفاق می افتد. اگر این حساسیت در مدت 1 ماه از بین نرفت یا پوست عفونی شد، توصیه می کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا دوره استفاده بعدی که پوست کاملاً بهبود می یابد صبر کنید و از شدت نور کمتری استفاده کنید.
- جای سوختگی: اغلب اثر ثانویه یک سوختگی است که به بیشتر از یک ماه زمان نیاز دارد تا بهبود یابد.
- فولیکولیت (تورم در اطراف فولیکل های مو که با جوش هایی همراه است): این حساسیت بسیار نادر است و نتیجه ورود باکتری به پوست آسیب دیده است. توصیه می کنیم در صورت بروز این واکنش های پوستی به پزشک مراجعه کنید چون ممکن است نیاز به پماد آنتی بیوتیک برای درمان فولیکولیت باشد.
- درد شدید: اگر از این دستگاه بر روی پوستی استفاده کرده باشید که موی آن را نزده باشید، اگر از دستگاه با شدت نوری استفاده کنید که برای رنگ پوست زیاد بوده باشد، اگر یک ناحیه را بیش از یک بار فلاش زده باشید و اگر از دستگاه بر روی زخم های باز، قسمت های ملتهب، دارای عفونت، تاتو، قسمت های سوخته و سایر موارد استفاده کنید این درد طی دوره استفاده یا بعد از آن اتفاق می افتد.

## مراقبت بعد از استفاده


بعد از استفاده می توانید روی قسمت های تحت استفاده به راحتی لوسیون، کرم، دئودورانت و مرطوب کننده یا مواد آرایشی بزنید. اگر دچار حساسیت یا قرمزی پوست شدید، منتظر بمانید تا این حالت ها از بین بروند و سپس هر محصولی را روی پوست استفاده کنید. اگر بعد از استفاده محصولات پوستی دچار حساسیت شدید، آنها را با آب بشویید.

توجه: با دنبال کردن همه دستورالعمل ها باز هم ممکن است دچار حساسیت پوستی شوید. در این حالت استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مرکز خدمات مشتری در کشور خود تماس بگیرید.

## تمیز کردن و نگهداری از دستگاه

بعد از استفاده، دستگاه را خاموش کنید، آن را از پریز جدا کنید و اجازه دهید خنک شود.

1 سر مخصوص را جدا کنید.




2 پارچه نرم ارائه شده همراه با دستگاه را با چند قطره آب خیس کنید و از آن برای تمیز کردن قسمت های زیر استفاده کنید:

- درپچه خروج نور
- سطح بیرونی سرهای مخصوص
- منعکس کننده داخل سرهای مخصوص
- شیشه فیلتر قرمز رنگ داخل سر مخصوص صورت.

3 اجازه دهید همه این قسمت ها به طور کامل خشک شوند.

4 دستگاه را در دمای بین 0 و 60 درجه سانتی گراد در محلی خشک و بدون گرد و خاک نگهداری کنید.



## ضمانت نامه و پشتیبانی

اگر به اطلاعات یا پشتیبانی نیاز دارید، لطفاً از [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) دیدن کنید یا دفترچه ضمانت نامه بین المللی را بخوانید.

## بازیافت

- این محصول را در پایان دوره مصرف با زباله های خانگی معمولی دور نیندازید، بلکه آن را جهت بازیافت به مراکز جمع آوری بازیافت تحویل دهید. با انجام این کار، به حفظ محیط زیست کمک می کنید.

## مشخصات فنی

SC1999، SC1997

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| ولتاژ درجه بندی شده          | 100 تا 240 ولت                |
| فرکانس درجه بندی شده         | 50 تا 60 هرتز                 |
| ورودی درجه بندی شده          | 36 وات                        |
| محافظت در برابر شوک الکتریکی | کلاس II                       |
| درجه بندی محافظت             | IP 30 (EN 60529)              |
| شرایط کار                    | دما: +15 تا 35 درجه سانتیگراد |
| دمای شرایط نگهداری           | 25- تا 70 درجه سانتی گراد     |
| رطوبت شرایط نگهداری          | کمتر از 90% (بدون میعان)      |

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| فشار کار             | hPa 700 تا hPa 1060                                       |
| ارتفاع               | حداکثر 3000 متر                                           |
| طول موج های ساطع شده | 530 تا 1400 نانومتر                                       |
| نوردهی               | 2.5 - 5.0 ژول/سانتی متر مربع بسته به تنظیم انتخابی        |
| حداکثر انرژی نوری    | 20 ژول                                                    |
| مدت پالس             | >1.5 میلی ثانیه                                           |
| زمان تکرار           | 1 تا 3.5 ثانیه، بسته به تنظیمات انتخابی                   |
| همگنی نوری           | حداکثر +/- 20% انحراف از متوسط نوردهی در محل مورد استفاده |

## عیب یابی

در این بخش معمول ترین مشکلاتی ذکر شده است که ممکن است در رابطه با دستگاه با آنها مواجه شوید. اگر نتوانستید مشکل را با استفاده از اطلاعات زیر برطرف کنید، از سایت [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) دیدن کنید و به لیست سؤال های متداول رجوع کنید، یا می توانید در کشورتان با مرکز پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.

| مشکل                                                                                                                                            | علت احتمالی                                      | راه حل                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دستگاه/آداپتور در حین استفاده داغ می شود                                                                                                        | این امر عادی است.                                | هیچ اقدامی لازم نیست.                                                                                                 |
| وقتی دستگاه را روی پوست قرار می دهم هیچ فلاشی منتشر نمی کند. چراغ "آماده بودن فلاش" به رنگ نارنجی چشمک می زند و سپس به رنگ نارنجی روشن می ماند. | رنگ پوست شما در قسمت تحت استفاده بسیار تیره است. | از Lumea برای قسمت های دیگر پوست خود که روشن تر است استفاده کنید.                                                     |
| وقتی سر مخصوص را روی پوست خود قرار می دهم، چراغ "آماده بودن فلاش" روشن نمی شود اما فن خنک کننده کار می کند.                                     | دستگاه در تماس کامل با پوست قرار ندارد.          | دستگاه را با زاویه 90 درجه روی پوست بگذارید تا سیستم ایمنی یکپارچه در تماس با پوست قرار بگیرد.                        |
| چراغ "آماده بودن فلاش" به رنگ سفید روشن است اما وقتی دکمه فلاش را فشار می دهم، دستگاه فلاش تولید نمی کند.                                       | باید دستگاه را تنظیم مجدد کنید.                  | برای تنظیم مجدد دستگاه، آن را خاموش کرده و دوباره روشن کنید.                                                          |
| چراغ های قدرت دستگاه مرتباً چشمک می زنند و از 1 به 5 و دوباره از 5 به 1 جابجا می شوند.                                                          | محافظ داغ شدن بیش از حد فعال شده است.            | اجازه دهید دستگاه خنک شود و چراغ ها دیگر چشمک نزنند. پس از تقریباً 5 دقیقه دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.         |
| چراغ های قدرت دستگاه همگی چشمک می زنند.                                                                                                         | باید دستگاه را تنظیم مجدد کنید.                  | برای بازنشانی دستگاه، آن را خاموش کنید و آداپتور را از برق جدا کنید. سپس دوباره آن را وصل کنید و دستگاه را روشن کنید. |

| مشکل                                                 | علت احتمالی                                                         | راه حل                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حساسیت پوستی پس از اصلاح بیشتر از معمول طول می کشد.  | شدت نور مورد استفاده برای شما بسیار زیاد است.                       | دفعه بعد شدت کمتری را انتخاب کنید. به فصل "استفاده از Philips Lumea"، بخشی "انتخاب شدت نور مناسب" مراجعه کنید.                                                                               |
| نتیجه اصلاح رضایت بخشی نیست.                         | شما از درجه شدت نوری استفاده کرده اید که برای شما بسیار کم است.     | دفعه بعد درجه بالاتری را انتخاب کنید.                                                                                                                                                        |
|                                                      | شما فلاش را روی قسمت مجاور قسمتی که قبلاً اصلاح کرده اید نزنده اید. | فلاش ها را باید نزدیک به یکدیگر بزنید.                                                                                                                                                       |
|                                                      | دستگاه روی رنگ موی بدن شما موثر نیست.                               | اگر موهایتان سفید، بلوند روشن، بلوند یا قرمز است، اصلاح موثر نیست.                                                                                                                           |
|                                                      | از دستگاه به دفعات توصیه شده استفاده نکرده اید.                     | برای اصلاح همه موها به طور موفقیت آمیز، توصیه می کنیم برنامه زمان بندی شده اصلاح را دنبال کنید. فاصله زمانی بین دفعات اصلاح را می توانید کاهش دهید، اما هر دو هفته بیش از یکبار انجام ندهید. |
|                                                      | اصلاح IPL در مورد شما کندتر پاسخ داده است.                          | حداقل 6 ماه استفاده از دستگاه را ادامه دهید، زیرا رشد مجدد موها ممکن است بعد از این مدت همچنان کاهش یابد.                                                                                    |
| سر مخصوص بدن دستگاه من شیشه/فیلتز/دریچه داخلی ندارد. | این امر عادی است.                                                   | سر مخصوص بدن مجهز به شیشه/فیلتز/دریچه داخلی نیست.                                                                                                                                            |









© 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

[www.philips.com](http://www.philips.com)  
4222.100.4214.4