



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SC2001/01



PHILIPS





ENGLISH 6

FRANÇAIS 28

فارسی 71

العربية 90

Table of contents

Introduction	7
Benefits	7
Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use	7
Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness	7
Gentle treatment, even on sensitive body areas	8
Cordless operation for maximum freedom and flexibility	8
Lamp does not require replacement	8
How Philips' Intense Pulsed Light technology works	8
Hair growth	8
Working principle	8
General description	8
Important	9
Danger	9
Warning	9
To prevent damage:	10
Caution	10
Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea:	10
For whom is Philips Lumea not suitable?	10
Contraindications	10
Never use the appliance if you are pregnant or breast feeding.	10
Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour, i.e.:	10
Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:	11
Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:	11
Never use the appliance on the following areas:	11
Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 48 hours) or fake-tanned skin:	12
Electromagnetic fields (EMF)	12
Charging	12
Preparing for use	13
Preparing treatment areas	13
Setting the light intensity	13
Recommended light intensities (1-5)	14
Important	14
Tanning advice	14
Using the appliance	15
First use and skin test	15
Subsequent use	16
Guidelines for treatment	18
Average treatment time	18
Using the appliance on the legs	18
Using the appliance in the bikini area	19
Using the appliance on the underarms	19
How to achieve optimal results	19
Maintenance phase	19
Possible side effects and skin reactions	19
After use	20
Cleaning and maintenance	20

Storage 21
 Replacement 21
 Replacement parts 21
 Environment 22
 Removing the rechargeable batteries 22
 Guarantee and service 23
 Technical specifications 23
 Troubleshooting 24

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/lumea.

Light-based hair removal is one of the most effective methods to treat unwanted body hair with longer-lasting results. It is different from current home hair removal methods because it significantly reduces hair regrowth. Philips has been investigating this method together with leading dermatologists for over 10 years. You can now use this innovative technology comfortably in the privacy of your own home, whenever and wherever you want.

This appliance has been specifically designed and optimised for use by women, but can be used by men as well.

It is intended for removing body hair on areas mentioned below:

- Underarms
- Arms
- Stomach
- Bikini area
- Legs

Do not use Philips Lumea on the face.

Philips Lumea is designed for use by one person only.

For more information about Philips Lumea, see www.philips.com/lumea.

Check our homepage regularly for updates.

Benefits

This appliance provides the following benefits:

Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use

Philips Lumea uses a light-based technology called 'Intense Pulsed Light' (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal and has been in use for the last fifteen years. Philips Lumea now brings this innovative technology to the comfort of your home.

Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness

This method provides you with long-lasting hair regrowth prevention and silky-smooth skin. Our studies have shown a significant hair reduction already after two treatments. Optimal results were generally achieved after four to five treatments. A reduction in hair density is visible from treatment to treatment. How fast the effect becomes visible and how long the results last varies from person to person. For more information, see section 'How to achieve optimal results' in chapter 'Using the appliance'.

Gentle treatment, even on sensitive body areas

Philips Lumea has been developed in close cooperation with leading dermatologists for an effective and gentle treatment, even on the most sensitive body areas.

Cordless operation for maximum freedom and flexibility

Because the appliance runs on rechargeable batteries, it is portable and can be used anywhere.

Lamp does not require replacement

Philips Lumea is equipped with a high performance lamp which does not require replacement. This lamp can generate over 80,000 flashes and should enable you to continuously maintain results for more than 5 years* while saving money on expensive replacement lamps.

*Based on average usage scenario and recommended treatment regime for one user.

How Philips' Intense Pulsed Light technology works**Hair growth**

Hair growth rates differ from person to person, depending on age, metabolism and other factors. However, everyone's hair normally grows in 3 phases.

1 Growing phase (anagen phase)

The hair grows actively from the root. In this phase the concentration of melanin is highest. Melanin is responsible for the pigmentation of the hair. Melanin concentration is also the determining factor for the efficacy of this method. Only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light.

2 Degradation phase (catagen phase)

Hair growth stops and the root shrinks before the hair sheds.


3 Resting phase (telogen phase)

The old hair separates from its hair follicle and sheds. The follicle remains at rest until the biological clock tells it to become active again and grow a new hair.

Working principle

The appliance works by heating up the hair and root beneath the skin. The melanin in the hair and hair root absorbs the released light pulses. The darker the colour of the hair, the more light can be absorbed. This process stimulates the hair to go into the resting phase.

The hair now sheds naturally and the hair growth is inhibited. Hairs can take one or two weeks to shed. Optimal hair removal cannot be obtained with a single session, since only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light. During a treatment, hairs on the treated area are usually in different stages of the hair growth cycle. To effectively treat all hairs you have to repeat the treatment every two weeks for a few times. An integrated optical filter ensures that no UV light reaches the skin and guarantees that the appliance is safe for the skin.

**General description (Fig. 2)**

- A Light exit window with integrated UV filter
- B Body Attachment
- C Metallic frame inside the attachment

- D Safety system (safety ring with contact switches)
 - E Flash button
 - F Intensity lights (1- 5)
 - G ▲ Intensity increase button
 - H ▼ Intensity decrease button
 - I Charging light and battery low indication
 - J On/off button
 - K 'Ready to flash' light
 - L Appliance socket
 - M Adapter
 - N Small plug
 - O Air vents
- Also included: pouch and cleaning cloth

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger



- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).
- Keep the appliance and the adapter dry.
- If the appliance is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Never insert any objects into the appliance.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the appliance with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults from 19 years and older can use the appliance freely.
- Only charge the appliance with the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
- The adapter contains a transformer: Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the UV filter of the light exit window is broken.

To prevent damage:

- Make sure nothing obstructs the air flow through the ventilation slots.
- Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Store the appliance in the pouch so that it does not become dusty.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on. Always switch off the appliance after use.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for several hours.
- Do not flash against any other surface than the skin. This can cause severe damage to the attachment and/or the light exit window. Only flash when the appliance is in contact with skin.

Caution

- This appliance is only intended for removing unwanted body hair from areas below the neck. Do not use it for any other purpose.
- Use this appliance only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.

Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea:

- Do not expose the appliance to temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- The appliance is equipped with a built-in overheat protection. If the appliance overheats, it does not flash. Do not switch off the appliance, but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue with your treatment.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Never use the appliance in any of the cases mentioned in the section 'Contraindications'.

For whom is Philips Lumea not suitable?

Philips Lumea is not designed for everyone. If any of the following is true for you, then this appliance is **not** suitable for you to use!

Contraindications**Never use the appliance if you are pregnant or breast feeding.****Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour, i.e.:**

- If your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white, grey or red.
- If you are of skin type VI (you rarely or never get sunburnt and you tan very darkly; your skin colour is brownish black or darker). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as strong redness, burns or discolourations, when you use Philips Lumea.

Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:

- If you have a skin disease such as active skin cancer; you have a history of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated.
- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- If you have a history of collagen disorder; including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have a history of vascular disorder; such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- If you have had surgery in the areas to be treated.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta- Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane® or Roaccutane® in the last six months. This treatment thins the skin and can therefore make it more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are on painkillers, which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the appliance if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.
- If you take immunosuppressive medications.

Never use the appliance on the following areas:

- In the face.
- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- Men must not use it on the scrotum and face.
- Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin colour, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases (e.g. skin cancer).
- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and a change in skin colour.

- On areas, where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 48 hours) or fake-tanned skin:

- All types of tanning can influence the safety of the treatment. This applies to exposure to natural sunlight as well as artificial tanning methods, such as tanning lotions, tanning appliances etc. If you are tanned or are planning to tan, see chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice'.

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the appliance we advise you to consult a doctor.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Charging

Fully charge the batteries before you use the appliance for the first time and when the batteries are empty. Fully charging the batteries takes up to 1 hour and 40 minutes.

Charge the appliance when the charging light lights up orange during use to indicate that the battery is low. When this happens, the remaining capacity is at least 30 flashes.

Fully charged batteries provide at least 320 flashes at light intensity 5.

Fully charge the appliance every 3 to 4 months, even if you do not use the appliance for a longer time.

Charge the appliance in the following way:



- 1** Switch off the appliance.
- 2** Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.
 - ▶ The charging light flashes green to indicate that the appliance is charging.
 - ▶ When the batteries are fully charged, the charging light lights up green continuously.

Notes:

- The adapter and the appliance feel warm during charging. This is normal.
- You cannot use the appliance during charging.
- This appliance is equipped with battery-overheat protection and does not charge if the room temperature exceeds 40°C.

Never cover the appliance and adapter during charging.

- 3** After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.



Preparing for use

For optimal results and greatest effect, prepare the areas on which you intend to use the appliance in the manner described below.

Preparing treatment areas

- 1 Shave the areas you intend to treat as long as you still experience hair regrowth.

Note: If your last depilation method involved removing hairs by the roots (e.g. epilating, waxing etc.), wait until you notice significant hair regrowth before you use Philips Lumea. Do not use depilatory creams instead of shaving.

Please note that treatment on unshaved or improperly shaved areas has a number of undesired effects:

- The light exit window and attachment may become contaminated with stray hairs and dirt. A contaminated light exit window and attachment can reduce the life and efficacy of the appliance. In addition, burns or black spots that appear on the light exit window and attachment due to contamination can cause the treatment to become painful or cause skin reactions like redness and discolouration.
- Hairs on your skin can burn, which can result in an unpleasant smell.

- 2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances (e.g. present in cosmetic products like deodorants, lotions, perfumes, tanning creams and sunscreens).

- 3 Check the appliance, especially the light exit window and attachment, for trapped hair, dust and fibres. If you see any contamination, clean the appliance according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.

Notes:

- If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive and the light treatment may sometimes feel uncomfortable.
- Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4-5 treatments, you no longer have to shave before you use the appliance.


Setting the light intensity

Philips Lumea is an appliance developed for consumer use at home and therefore not comparable with professional light-based appliances with respect to pain sensation. The pulses of light delivered by Philips Lumea are gentler than those from professional appliances and therefore you can expect a **convenient** and **effective** treatment.

You have to adjust the light intensity to your skin and body hair colour and to a level you find comfortable.

The recommended light intensities table below helps you to establish the right light intensity.

- 1 Consult the table below to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour and to check if this method is suitable for you (if it is not, this is indicated with x in the table).
- 2 Each body area and possibly even parts of a body area may require a separate appropriate light intensity according to the recommended light intensities table below. The method is more effective at higher intensities, but you should reduce the light intensity if you experience any pain or discomfort.



Persons with darker skin run a higher risk of skin irritation because their skin absorbs more light. Therefore lower intensities are recommended for persons with darker skin.

The light pulse can feel warm or hot on the skin but should never be painful. To prevent skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Recommended light intensities (1-5)

In the table below, 'x' means that the appliance is not suitable for you.

Skin colour and characteristics:	White (always sunburn, no tanning)	Beige (easy sunburn, minimal tanning)	Light brown (sometimes sunburn, good tanning)	Mid brown (rarely sunburn, fast and good tanning)	Dark brown (rarely sunburn, very good tanning)	Brownish black and darker (rarely to never sunburn, very dark tanning)
Body hair colour:						
dark blond/light brown/brown/dark brown/black	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
white/grey/red/light blond	x	x	x	x	x	x

Important

To check whether Philips Lumea is suitable for you, see section 'For whom is Philips Lumea not suitable?'.

If your skin has been exposed to natural sunlight or an artificial tanning method, it may be darker than during the previous treatment. Check the table above to determine which settings are suitable for your skin colour.

Tanning advice

Sun exposure before treatment

- Wait at least 48 hours after sunbathing before you use the appliance. Sunbathing can cause skin to darken (tan) and/or can cause sunburn (reddening of the skin).
- After these 48 hours, check the skin for any remaining sunburn. Do not use Philips Lumea as long as sunburn persists.
- When the sunburn has disappeared, perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity.
- If your skin is tanned, perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity. A failure to do so causes a risk of developing skin reactions after treatment with Philips Lumea.

Sun exposure after treatment

- Wait at least 24 hours after treatment before you expose treated areas to the sun. Even after 24 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore before you expose it to the sun.

- Cover treated areas when you go out into the sun or use a sunblock (SPF 30+) in the two weeks after treatment.
- Exposing treated areas to sunlight without protection immediately after treatment can increase the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Tanning with artificial light

- Follow the instructions in 'Sun exposure before treatment' and 'Sun exposure after treatment' above.

Tanning with creams

- If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has fully disappeared before you use Philips Lumea.


Note: For more details on unwanted skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Using the appliance

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour. Use the appliance in a **well-lit** room; this reduces the perceived brightness of the flash. Shave the area you intend to treat before you use the appliance (see chapter 'Preparing for use', section 'Preparing treatment areas').

If the treatment becomes intolerably painful at any point in time, reduce the light intensity setting until the treatment is comfortable again. If you notice skin reactions stronger than slight redness, stop the treatment immediately and read section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter.

First use and skin test



1 Attach the body attachment to the appliance.

The body attachment can be used to treat unwanted body hair on all body areas below the neck (for exceptions, see chapter 'Important', section 'Contraindications').

2 Choose an area close to the area you intend to treat.



- 3** Press the on/off button to switch on the appliance.
- ▶ The appliance always starts automatically at the lowest setting.

- 4** Apply one flash at the lowest recommended intensity for your skin type (for instructions on how to release a flash, see steps 6 to 9 of section 'Subsequent use' in this chapter).
- 5** As long as it feels comfortable (not painful), increase the setting by one level within the recommended range for your skin type and apply one flash for each setting. Do not apply more than one flash on the same spot.
- 6** After the skin test, wait for 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

When you use the appliance for the first time, we advise you to perform a skin test on the area to be treated to check your skin's reaction to the treatment and to get accustomed to light-based treatment.

Subsequent use




- 1** Before every treatment, clean the attachment, the light exit window and the metallic frame inside the attachment of Philips Lumea. For more information see chapter 'Cleaning and maintenance'.
- 2** Press the on/off button to switch on the appliance.

Note: It is normal that the appliance and the attachment become warm during use.




- 3** Start each treatment by selecting the light intensity very carefully, based on your skin's sensitivity and on how comfortable treatment feels.


Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter for more information.



- 4 Press the ▲ button to increase the intensity. To lower the intensity, press the ▼ button.
Every time you press the button, the corresponding intensity light starts to flash. This takes a few seconds.




- 5 Place the appliance in a 90° angle on the skin so that the attachment and the safety ring are in contact with the skin.




- 6 Press the safety ring fully onto the skin with slight pressure.

Note: The safety ring has contact switches that together are the safety system of the appliance. This safety ring prevents unintentional flashing without skin contact.



- The 'ready to flash' light on the back of the appliance lights up green when all contact switches of the safety ring are in contact with the skin and the appliance is charged. This may take up to 3.5 seconds.

Tip: For easier use, stretch the area of skin you want to treat. On areas with softer skin, you may need to exert more pressure on the appliance to push in all contact switches.




- 7 Press the flash button to release a flash.

Note: The visible light produced by the appliance is the reflection of the flash on the skin and is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use.

- 8 Let go of the flash button after the appliance has flashed.

- 9 For the next flash, repeat steps 6 to 9. After each flash it takes up to 3.5 seconds until the appliance is ready to flash again.

Do not treat exactly the same area multiple times during one session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.



- 10** To avoid untreated areas, always make sure there is some overlap with the previously treated area when you place the appliance on the skin. The effective light only comes out of the light exit window. Make sure the flashes are produced close to each other.
- 11** Switch off the appliance after you have finished the treatment.
- 12** Check the light exit window and the attachment for hairs and dirt and clean the appliance after use (see chapter ‘Cleaning and maintenance’).

Guidelines for treatment

Average treatment time

Area	Approx. treatment time
Underarms	1.5 minutes per underarm
Bikini line	1.5 minutes per side
Entire bikini area	5 minutes
One lower leg	12 minutes
One full leg	20 minutes


Note: The average treatment times above have been observed during research and tests. Individual treatment times may vary from person to person.

Note: Fully charged batteries offer at least 320 flashes at intensity 5. How long you can use the appliance depends on the size of the area to be treated and the intensity setting used.

Using the appliance on the legs

Check the recommended light intensities table in chapter ‘Preparing for use’, section ‘Setting the light intensity’ to see which settings are suitable for your legs.

- You can move the appliance up and down or across the leg, whichever is more convenient to you.



Note: Bony areas like shinbone and ankles are more sensitive than other areas of the body. When you press the attachment hard onto these areas, the skin can be more susceptible to skin reactions, such as skin irritation and redness. See section ‘Possible side effects and skin reactions’ in this chapter. Press the attachment onto the skin just hard enough to make the ‘ready to flash’ light go on, but not harder.

Tip: The appliance may leave imprints on the skin in the treated areas. These imprints may show you where you can make the treated areas overlap.
If you use the appliance to treat both your lower and upper legs, you may have to recharge the appliance during the treatment. This is normal. How long you can use the appliance depends on the size of the treatment area and the intensity setting used.

Tip: Many users combine leg treatments with other activities around the house such as watching TV or listening to music. You can also try this to make the experience more enjoyable and relaxing.

Using the appliance in the bikini area

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your bikini area.

In principle, Philips Lumea is safe and gentle enough for treatment of the entire bikini area (e.g. for 'Brazilian' or 'Hollywood' style). Use a lower setting on darker pigmented, more sensitive skin in the bikini area. Do not use the appliance on inner labia, vagina and anus. Men who wish to treat their pubic area must not use the appliance on the scrotum.

Note: *For hygienic reasons, always clean the attachment before you start treating another body area.*

Using the appliance on the underarms

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your underarms.

Make sure you remove any deodorant, perfume, cream or other skin care product from your underarms before treatment.

Tip: *To achieve optimal results on your underarms, stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light. Raise your arm and place your hand in your neck to stretch the skin in the underarm area. In this way the safety ring can be pressed more easily onto the skin, which makes the treatment easier to perform.*

Note: *The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is unpleasant, close your eyes when you release a flash.*

How to achieve optimal results

- It is normal that hairs are still visible after the first few treatments (see chapter 'Introduction', section 'Working principle' for more information).
- To remove all hairs successfully and prevent the hair follicle from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. Your skin should be smooth and hair-free by then. Please read section 'Maintenance phase' to find out how you can keep these results.

Maintenance phase

- To ensure that your skin stays smooth and hair-free, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.

Possible side effects and skin reactions

Common skin reactions:

- Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.
- A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor.



- Dry skin and itching may occur because of the combination of shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a few days. You can cool the area with an ice pack or a wet cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturiser on the treated area 24 hours after the treatment.

Rare side effects:

- Burns, excessive redness and swelling: these reactions occur very rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discolouration: this occurs very rarely. Skin discolouration manifests itself as either a darker or lighter patch than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If the discolouration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discoloured areas until the discolouration has disappeared and your skin has regained its normal skin colour.
- Skin infection and inflammation: This occurs very rarely and may be caused by using the appliance on wounds or cuts that resulted from shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the appliance on unshaved skin, if you use the appliance at a light intensity that is too high for your skin colour; if you flash the same area more than once and if you use the appliance on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. See chapter 'Important', section 'Contraindications' for more information.

After use

- Do not apply any perfumed cosmetics to the areas treated immediately after treatment.
- Do not use deodorant immediately after treating the underarms. Wait until any skin redness has disappeared completely.
- See chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice' for information about sun exposure and artificial tanning.

Cleaning and maintenance

To ensure optimal results and a long life for the appliance, clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment. The appliance loses its effectiveness if you do not clean it properly.

Never clean the appliance or any of its parts under the tap or in the dishwasher.


Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Never scratch the light exit window or the metallic frame inside the attachment.

Note: Make sure that the contact switches of the safety ring do not get congested with dirt.

Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the light exit window or the attachment.





- 1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.

Note: The light exit window becomes hot during use. Make sure it has cooled down before you clean it.

- 2 To remove the attachment, put your fingers in the recesses at the top and bottom and pull gently. The attachment should come off easily.

- 3 Moisten the soft cloth supplied with the appliance with a few drops of water and use it to clean the following parts:



- the light exit window
- the outside surface of the attachment
- the metallic frame inside the attachment

Note: If water does not clean effectively, use a few drops of high-percentage alcohol to clean the parts mentioned above.

Note: A contaminated light exit window and/or attachment can look like this picture. Make sure you clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment according to the instructions in this section.

Tip: If it is no longer possible to clean the edges of the attachment with the enclosed cleaning cloth, use a cotton bud instead. Make sure that no fluff or fibres stay behind on the attachment or on the light exit window.

- 4 If necessary, clean the outside of the appliance with the dry soft cleaning cloth supplied with the appliance.



Storage

- 1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.
- 2 Clean the appliance before you store it.
- 3 Put the appliance in the pouch supplied.
- 4 Store the appliance in a dry place at a temperature between 0°C and 60°C.

Replacement

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support.

If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country.

Replacement parts

The following replacement parts are available:

- Body attachment
- Adapter
- Pouch

Environment




- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.




- The built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Always remove the batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable batteries


Only remove the rechargeable batteries if they are completely empty.




- 1 Insert an awl or another pointed tool into the bottom cap of the appliance and pry off the bottom cap.




- 2 Undo the two screws in the bottom of the handle with a screwdriver.




- 3 Remove the bottom part of the handle and cut the two wires that connect the bottom part to the appliance.



- 4** Pull the battery connectors off the battery terminals with long nose pliers.



- 5** Pull the rechargeable batteries out of the appliance with long nose pliers.



- 6** Cut the two wires one at a time to ensure that no mishaps due to possible residual charge occur.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (please look for the phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Technical specifications

Model SC2001/01

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	7.5W
Protection against electric shock	Class II 
Protection rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: +15° to +35°C
	Relative humidity: 25% to 95%

Model SC2001/01	
Storage conditions	Temperature: 0° to +60°C
	Relative humidity: 5% to 95%
Spectrum of body attachment	>570nm
Lithium-ion battery	2 x 3.7 Volt 1500 mAh

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country (please look for the phone number in the worldwide guarantee leaflet).

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work.	The rechargeable batteries are empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging').
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance suddenly switches off.	The rechargeable batteries are empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging').
The adapter becomes warm during charging.	This is normal.	No action required.
The charging light does not go on when I put the small plug in the appliance socket.	You have not put the adapter in the wall socket.	Insert the small plug into the appliance socket and put the adapter in the wall socket.
	The wall socket is not live.	Connect another appliance to the wall socket to check if the wall socket is live. If the socket is live but the appliance still does not charge, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The adapter is not inserted properly into the wall socket and/or the small plug is not inserted properly into the appliance socket.	Make sure the adapter is inserted properly into the wall socket and/or the small plug is inserted properly into the appliance socket.
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.

Problem	Possible cause	Solution
I have switched on the appliance but I cannot increase or decrease the light intensity.	The appliance has to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and then switch it on again. If you still cannot adjust the light intensity, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not go on when I place the appliance on the skin.	You have not put the attachment with safety ring properly on the skin.	Place the appliance in a 90° angle onto the skin in such a way that all contact switches touch the skin. Then check if the 'ready to flash' light is on and press the flash button. If this does not work, place the appliance on a part of your body where it is easy to establish full skin contact, for example on your lower arm. Then check if the 'ready to flash' light works. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The safety ring is dirty.	Clean the safety ring carefully. If you are unable to clean the safety ring properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the attachment.
The 'ready to flash' light does not go on when I place the attachment on my skin, but the cooling fan works.	The overheat protection has been activated.	When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the appliance and let it cool down for approx. 15 minutes before you continue to use it. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light is green but the appliance does not produce a flash when I press the flash button.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the 'ready to flash' light is green but the appliance still does not produce a flash when you press the flash button, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance becomes warm during use.	This is normal.	No action required.
The appliance does not show light intensity 1 when I switch it on.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch it off and on again. If the appliance still does not show light intensity 1, contact your Customer Care Centre, your Philips dealer or a Philips Service Centre.
The appliance produces a strange smell.	The attachment and/or the filter glass is dirty.	Clean the attachment carefully. If you are unable to clean the attachment properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the attachment.

Problem	Possible cause	Solution
	You have not shaved the area to be treated properly.	If there are hairs on the area to be treated, these hairs may get burnt when you use the appliance. As a result, you notice a strange smell. Shave the area to be treated properly before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	You stored the appliance in a dusty environment.	The strange smell disappears after a few flashes.
The skin feels more sensitive than usual during treatment.	The light intensity you use is too high.	Check if you have selected the right light intensity. If necessary, select a lower light intensity.
	You did not shave the areas to be treated.	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter of the light exit window is broken, do not use the appliance anymore. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I experience an unacceptable pain sensation when I use the appliance.	You did not shave the areas to be treated	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	You treated an area for which the appliance is not intended.	You must not use the appliance on your inner labia, vagina, anus, nipples, areolas, lips, inside the nostrils and ears, in the region of your eyes and eyebrows. Men must not use it on their face or scrotum.
	You have used a light intensity which is too high for you.	Reduce the light intensity to a level that is comfortable for you. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'.
	The light exit window is broken.	If the light exit window is broken, do not use the appliance with this attachment any more. Go to your dealer or a Philips service centre or contact the Consumer Care Centre to have the attachment replaced.
	The appliance is not suitable for your skin colour.	Do not use the appliance if you have a very dark skin. Do not use it either if your body hair is light blond, red, grey or white.
The treated areas become red after the treatment.	Slight redness is harmless and normal and disappears quickly.	No action required.

Problem	Possible cause	Solution
The skin reaction after the treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity which is too high for you.	Select a lower light intensity the next time. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'. If the skin reaction lasts longer than 3 days, contact your doctor.
The hair-removal results are not satisfactory.	You have used a light intensity which is too low for you.	Select a higher light intensity the next time.
	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', step 11.
	You do not use the appliance as often as recommended.	To remove all hairs successfully and to prevent the hair root from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. Your skin should be smooth and hair-free by then. To ensure that you keep these results, we advise you to repeat the treatments on the underarms, bikini area, arms and stomach every two weeks. On the legs, regrowth is usually slower. Therefore, a treatment once every four weeks is probably sufficient to keep your legs smooth and hair-free. If you see too many hairs grow back within these four weeks, then simply shorten the interval between treatments again, but do not treat more often than once every two weeks.
	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have very dark skin.
Hair starts to grow again in some spots on the treated areas.	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', step 11.
	Hair starts to grow again as part of the natural cycle of hair growth.	This is normal. It is part of the natural cycle of hair growth that hair starts growing again. The hairs that come back, however, tend to be softer and thinner.

Table des matières

Introduction	29
Avantages	29
Technologie dite de « lumière intense pulsée » ou IPL pour une utilisation à domicile	29
Prévention efficace de la repousse des poils pour une douceur incomparable, jour après jour	29
Une application tout en douceur, même sur les zones sensibles du corps	30
Fonctionnement sans fil pour une liberté et une flexibilité maximales	30
La lampe n'a pas besoin d'être remplacée	30
Quel est le principe de fonctionnement de la technologie de lumière intense pulsée de Philips ?	30
Cycle de vie du poil	30
Principes de fonctionnement de l'appareil	30
Description générale	31
Important	31
Danger	31
Avertissement	31
Pour éviter tous dommages :	32
Attention	32
Pour assurer une durée de vie optimale à votre appareil Philips Lumea, tenez compte des considérations suivantes :	32
Quelles sont les personnes auxquelles Lumea ne convient pas ?	32
Contre-indications	33
N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes enceinte ou si vous allaitez	33
N'utilisez jamais l'appareil si la couleur de votre peau et/ou de vos poils n'est pas adaptée, à savoir :	33
N'utilisez jamais l'appareil si vous souffrez d'une des maladies répertoriées ci-dessous :	33
N'utilisez jamais l'appareil si vous prenez l'un des traitements suivants :	33
N'utilisez jamais l'appareil sur les zones suivantes :	34
N'utilisez jamais l'appareil sur des coups de soleil ou sur une peau teintée par un bronzage récent (moins de 48 heures) ou artificiel :	34
Champs électromagnétiques (CEM)	34
Charge	34
Avant l'utilisation	35
Préparation des zones à flasher	35
Réglage de l'intensité lumineuse	36
Intensités lumineuses recommandées (1-5)	36
Important	37
Conseils de bronzage	37
Utilisation de l'appareil	38
Première utilisation et test cutané	38
Utilisation ultérieure	39
Recommandations relatives à la séance	41
Durée moyenne de la séance	41
Utilisation de l'appareil sur les jambes	41
Utilisation de l'appareil pour l'épilation du maillot	41
Utilisation de l'appareil sur les aisselles	42

Pour des résultats optimaux	42
Phase d'entretien	42
Éventuels effets secondaires et réactions cutanées	42
Après utilisation	43
Nettoyage et entretien	43
Rangement	44
Remplacement	45
Pièces de rechange	45
Environnement	45
Retrait de la batterie	45
Garantie et service	46
Spécificités techniques	47
Dépannage	47

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site suivant : www.philips.com/lumea.

L'épilation à lumière pulsée est l'une des méthodes les plus efficaces pour épiler durablement les poils indésirables. Elle se distingue des méthodes actuelles d'épilation à domicile par sa capacité à réduire considérablement la repousse des poils. Philips s'est investi depuis plus de 10 ans dans la recherche aux côtés de dermatologues de renom. Profitez de cette technologie innovante à domicile.

Cet appareil a été particulièrement conçu et optimisé pour les femmes, mais peut être également utilisé par les hommes.

Il permet d'épiler les poils situés sur les zones du corps ci-dessous :

- Aisselles
- Bras
- Ventre
- Maillot
- Jambes

N'utilisez pas Philips Lumea sur le visage.

Philips Lumea a été conçu pour une utilisation individuelle.

Pour plus d'informations sur Lumea, rendez-vous sur www.philips.com/lumea. Consultez régulièrement notre page d'accueil pour découvrir les mises à jour.

Avantages

Cet appareil offre les avantages suivants :

Technologie dite de « lumière intense pulsée » ou IPL pour une utilisation à domicile

Lumea utilise la technologie dite de « lumière intense pulsée » ou IPL, utilisée depuis quinze ans dans le secteur de l'esthétique professionnelle pour les épilations. Avec Lumea, bénéficiez de cette technologie innovante chez vous.

Prévention efficace de la repousse des poils pour une douceur incomparable, jour après jour

Cette méthode offre une prévention longue durée de la repousse des poils et vous laisse une peau douce comme de la soie. Nos études ont mis en évidence une diminution considérable des poils après seulement 2 séances.

Les résultats optimaux ont généralement été obtenus après 4 ou 5 séances. La pilosité diminue visiblement de séance en séance. La rapidité d'apparition de cet effet et la durée du résultat dépendent de l'individu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Pour des résultats optimaux » du chapitre « Utilisation de l'appareil ».

Une application tout en douceur, même sur les zones sensibles du corps

Conçu en étroite collaboration avec des dermatologues de renom, Lumea offre une application efficace et douce, même sur les zones plus sensibles.

Fonctionnement sans fil pour une liberté et une flexibilité maximales

L'appareil fonctionne avec une batterie rechargeable : vous pouvez donc l'emporter partout et l'utiliser où que vous soyez.

La lampe n'a pas besoin d'être remplacée

Philips Lumea est équipé d'une lampe haute performance qui n'a pas besoin d'être remplacée. Cette lampe peut produire plus de 80 000 flashes : elle vous permettra d'obtenir des résultats continus sur plus de 5 ans* et de réaliser des économies sur le remplacement des lampes.

*Basé sur une utilisation et une fréquence de séances moyennes pour un utilisateur.

Quel est le principe de fonctionnement de la technologie de lumière intense pulsée de Philips ?

Cycle de vie du poil

La vitesse de pousse des poils varie en fonction de l'individu, de son âge et de son métabolisme, entre autres facteurs. Toutefois, la pousse des poils s'effectue normalement en 3 phases.

1 Phase de pousse (la phase anagène)


Le poil pousse à la racine. C'est lors de cette phase que la concentration de mélanine, le pigment responsable de la couleur du poil, est la plus élevée. La concentration de mélanine est également déterminante pour l'efficacité de cette méthode. Seuls les poils en phase anagène sont réceptifs à l'exposition à la lumière intense pulsée.

2 Phase de dégradation (phase catagène)

Le poil arrête de pousser, la racine passe en phase de repos, puis le poil tombe.

3 Phase de repos (phase télogène)

Le poil mort se détache de son follicule et tombe. Le follicule reste au repos jusqu'à ce que l'horloge biologique la réactive et lui fasse produire un nouveau poil.



Principes de fonctionnement de l'appareil

L'appareil chauffe le poil et la racine sous la peau. La mélanine contenue dans le poil et sa racine absorbe la lumière pulsée émise. Plus le poil est foncé, plus la lumière absorbée est élevée. Ce processus permet au poil de passer en phase de repos.

Le poil tombe alors naturellement, et sa repousse est inhibée. Il peut falloir une ou deux semaines pour que les poils tombent. Une épilation optimale nécessite plusieurs séances, car seuls les poils en phase anagène sont réceptifs à l'épilation à la lumière. Les poils d'une zone flashée sont généralement chacun à différents stades de leur cycle de vie. Pour réussir

à épiler tous les poils et prévenir la réactivation des racines, vous devez répéter les séances toutes les 2 semaines.
Un filtre optique intégré protège votre peau des UV, pour une utilisation sans danger.

Description générale (fig. 2)

- A Verre filtrant avec filtre UV intégré
 - B Accessoire corps
 - C Cadre métallique intégré à l'accessoire
 - D Système de sécurité (anneau de sécurité avec interrupteurs de contact)
 - E Bouton Flash
 - F Voyants d'intensité (1- 5)
 - G ▲ Bouton d'augmentation de l'intensité
 - H ▼ Bouton de diminution de l'intensité
 - I Voyant de charge et indication de batterie faible
 - J Bouton marche/arrêt
 - K Voyant « prêt-à-flasher »
 - L Prise de l'appareil
 - M Adaptateur secteur
 - N Petite fiche
 - O Fentes de ventilation
- Également inclus : housse et tissu de nettoyage

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger



- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage ! N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide (p. ex. près d'une baignoire remplie d'eau, d'une douche en fonctionnement ou d'une piscine).
- Évitez de mouiller l'appareil et l'adaptateur secteur.
- Si l'appareil est cassé, ne touchez aucun de ses composants internes afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- N'introduisez jamais d'objets dans l'appareil.

Avertissement

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 15 ans. Les adolescentes de 15 à 18 ans peuvent l'utiliser avec l'autorisation et l'aide de leurs parents ou des personnes qui exercent sur elles l'autorité parentale. Les adultes de plus de 18 ans peuvent utiliser cet appareil en toute liberté.

- Chargez toujours l'appareil à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.
- N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur secteur s'il est endommagé.
- L'adaptateur contient un transformateur. Pour éviter tout accident, n'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur secteur.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
- N'utilisez pas l'appareil si le filtre UV du verre filtrant est cassé.

Pour éviter tous dommages :

- Veillez à ce que rien n'obstrue le flux d'air à travers les fentes de ventilation.
- Ne soumettez jamais l'appareil à des chocs violents, des secousses ou des chutes.
- Lorsque l'appareil passe d'un environnement très froid à un environnement très chaud, et inversement, attendez environ 3 heures avant de l'utiliser.
- Rangez l'appareil dans la housse pour éviter l'accumulation de poussière.
- Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance. Éteignez impérativement l'appareil après utilisation.
- N'exposez pas l'appareil pendant plusieurs heures aux rayons directs du soleil ou à des rayons UV.
- Ne faites pas fonctionner le flash sur d'autres surfaces que votre peau, car vous pourriez endommager l'accessoire et/ou le verre filtrant. Utilisez le flash uniquement lorsque l'appareil est en contact avec la peau.

Attention

- Cet appareil a été conçu uniquement pour épiler les poils indésirables situés en dessous de la nuque. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins.
- N'utilisez cet appareil qu'avec une intensité adaptée à votre type de peau. Une utilisation avec une intensité supérieure à celle recommandée augmente le risque de réactions cutanées et d'effets secondaires.

Pour assurer une durée de vie optimale à votre appareil Philips Lumea, tenez compte des considérations suivantes :

- Utilisez votre appareil à une température comprise entre 15 °C et 35 °C.
- L'appareil est équipé d'une protection anti-surchauffe intégrée. Le flash ne fonctionne pas en cas de surchauffe. N'éteignez pas l'appareil, mais laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de reprendre la séance.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s'avérer dangereuse pour l'utilisateur.
- N'utilisez jamais l'appareil dans les conditions mentionnées dans la section « Contre-indications ».

Quelles sont les personnes auxquelles Lumea ne convient pas ?

Lumea n'est pas destiné à tout le monde. Si l'une des conditions ci-dessous s'applique à vous, **n'utilisez pas** cet appareil !

Contre-indications

N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

N'utilisez jamais l'appareil si la couleur de votre peau et/ou de vos poils n'est pas adaptée, à savoir :

- Dans les zones d'application, la couleur naturelle de vos poils est blond clair, blanc, gris ou roux.
- Votre peau est de type VI (vous attrapez rarement, voire jamais, des coups de soleil et vous obtenez un bronzage très foncé ; votre peau est brune ou noire). Dans ce cas, vous risquez d'avoir des réactions cutanées (vives rougeurs, brûlures ou altérations de la pigmentation) lorsque vous utilisez Philips Lumea.

N'utilisez jamais l'appareil si vous souffrez d'une des maladies répertoriées ci-dessous :

- Si vous avez une maladie de peau comme un cancer de la peau actif, si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou un autre cancer localisé dans les zones à flasher.
- Si vous avez des lésions précancéreuses ou plusieurs grains de beauté atypiques dans les zones à flasher.
- Si vous présentez des antécédents de maladie du collagène, y compris des antécédents de formation de cicatrices chéloïdes ou de cicatrisation difficile.
- Si vous présentez des antécédents de troubles vasculaires, tels que varices ou ectasie vasculaire dans les zones à flasher.
- Si votre peau est sensible à la lumière et développe facilement une irritation ou une réaction allergique.
- Si vous souffrez d'infections, d'eczéma, de brûlures, de follicules enflammés, de lésions ouvertes, d'abrasions, d'herpès simplex, de plaies ou de lésions, d'hématomes, ou que vous avez subi une intervention chirurgicale sur les zones à flasher.
- Si vous avez subi une intervention chirurgicale sur les zones à flasher.
- Si vous souffrez d'épilepsie avec sensibilité aux flashes.
- Si vous souffrez de diabète, de lupus érythémateux, de porphyrie ou d'une maladie cardiaque congestive.
- Si vous présentez un trouble de la coagulation.
- Si vous avez des antécédents de maladie immunodépressive (y compris infection par le VIH ou le SIDA).

N'utilisez jamais l'appareil si vous prenez l'un des traitements suivants :

- Si vous suivez un traitement ou avez récemment subi un traitement à base d'acides alpha hydroxylés (AHA), d'acides bêta hydroxylés (BHA), d'isotrétinoïne topique et d'acide azélaïque.
- Si vous avez pris de l'Accutane® ou du Roaccutane® à l'isotrétinoïne au cours des six derniers mois. Ce traitement affine la peau et peut, par conséquent, la rendre plus sujette aux déchirures, plaies et irritations.
- Si vous prenez des analgésiques, qui réduisent la sensibilité de votre peau à la chaleur.
- Si vous prenez des médicaments ou produits photosensibilisants, reportez-vous à leur notice, et n'utilisez en aucun cas l'appareil si cette

dernière indique des risques de réaction photo-allergique ou photo-toxique, ou si elle précise qu'il faut éviter une exposition au soleil.

- Si vous prenez des médicaments anticoagulants, y compris de fortes doses d'aspirine, à un rythme ne permettant pas d'aménager une période d'élimination d'une semaine avant chaque séance.
- Si vous prenez des immunosuppresseurs.

N'utilisez jamais l'appareil sur les zones suivantes :

- Sur le visage.
- Sur les mamelons, les aréoles, les petites lèvres, le vagin, l'anus et l'intérieur des narines et des oreilles.
- Les hommes ne doivent pas l'utiliser sur le scrotum et le visage.
- Au-dessus ou près de produits artificiels tels que des implants en silicone, des stimulateurs cardiaques, des points d'entrée d'injection sous-cutanée (pompe à insuline) ou des piercings.
- Sur les grains de beauté, les taches de rousseur, les veines de taille importante, les zones à la pigmentation plus foncée, les cicatrices et les anomalies cutanées sans consultation préalable avec un médecin, en raison d'un risque de brûlure ou de modification de la pigmentation, qui rendrait difficile le dépistage d'éventuelles maladies de peau telles que le cancer de la peau.
- Sur des verrues, des tatouages ou un maquillage permanent en raison du risque de brûlure ou de modification de la pigmentation.
- Sur les zones où vous utilisez du déodorant longue durée, car cela pourrait entraîner des réactions cutanées. Reportez-vous à la section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées » du chapitre « Utilisation de l'appareil ».

N'utilisez jamais l'appareil sur des coups de soleil ou sur une peau teintée par un bronzage récent (moins de 48 heures) ou artificiel :

- Tous les types de bronzage peuvent influencer sur la sécurité de la séance, qu'il s'agisse d'une exposition au soleil ou de méthodes de bronzage artificiel telles que crèmes de bronzage, appareils de bronzage, etc. Si vous êtes bronzée ou prévoyez de bronzer, lisez le chapitre « Avant utilisation », section « Conseils de bronzage ».

Remarque : Cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez consulter votre médecin.


Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Charge

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et lorsque celle-ci est épuisée. Une charge complète prend jusqu'à environ 1 heure et 40 minutes.

Chargez l'appareil lorsque le voyant de charge devient orange pendant l'utilisation, indiquant que la batterie est faible. Lorsque ceci se produit, la capacité de l'appareil est de 30 flashes.




Une batterie entièrement chargée permet d'émettre au moins 320 flashes d'une intensité lumineuse de 5.

Rechargez entièrement l'appareil tous les 3 à 4 mois, même en cas d'inutilisation prolongée.

Pour charger l'appareil, suivez la procédure ci-dessous :

1 Éteignez l'appareil.



2 Insérez la petite fiche dans l'appareil et l'adaptateur secteur dans la prise secteur.

- ▮ Le voyant de charge clignote en vert pour indiquer que l'appareil se charge.
- ▮ Lorsque la batterie est entièrement chargée, le voyant de charge cesse de clignoter et devient vert.

Remarques :

- L'adaptateur et l'appareil chauffent pendant la charge. Ce phénomène est normal.
- Il est impossible d'utiliser l'appareil pendant la charge.
- Cet appareil est équipé d'un dispositif de protection de surchauffe de la batterie et ne se recharge pas si la température ambiante est supérieure à 40 °C.

Ne recouvrez jamais l'appareil ou l'adaptateur secteur lors de la charge.

3 Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur de la prise murale, puis retirez la petite fiche de l'appareil.

Avant l'utilisation

Pour une efficacité et des résultats optimaux, préparez les zones sur lesquelles vous souhaitez utiliser l'appareil de la manière suivante :


Préparation des zones à flasher

1 Rasez les zones que vous souhaitez flasher tant que vous observez une repousse des poils.

Remarque : Si votre dernière méthode d'épilation consistait à éliminer les poils à la racine (par exemple épilation électrique, à la cire, etc.), attendez la repousse des poils avant d'utiliser Philips Lumea. N'utilisez pas de crèmes dépilatoires.

Sachez que flasher des zones mal ou non rasées entraîne un certain nombre de réactions indésirables :

- Le verre filtrant et l'embout peuvent être contaminés par la présence de poils et de saletés. Si le verre filtrant et l'embout sont contaminés, cela peut réduire la durée de vie et l'efficacité de l'appareil. En outre, la présence de brûlures/points noirs sur le verre filtrant et l'embout peut rendre la séance inconfortable ou entraîner des réactions cutanées telles que rougeurs ou altérations de la pigmentation.
- Les poils présents sur votre peau risquent de brûler et de dégager une odeur désagréable.



- 2** Nettoyez votre peau et assurez-vous qu'elle est débarrassée de tout poil, parfaitement sèche et exempte de substance grasse (les produits cosmétiques tels que les déodorants, laits, parfums, crèmes de bronzage et crèmes solaires en contiennent).
- 3** Vérifiez l'appareil. Regardez notamment si des poils, de la poussière et des fibres ne sont pas piégés au niveau du verre filtrant ou de l'accessoire. En cas de salissures, nettoyez l'appareil en suivant les instructions du chapitre « Nettoyage et entretien ».

Remarques :

- Si le rasage cause des plaies ou des lésions, il est possible que votre peau soit extrêmement sensible et la séance désagréable.
- Une fois que les poils ne repoussent plus, ce qui est généralement le cas après 4-5 séances, vous n'avez plus besoin de vous raser avant utilisation.

Réglage de l'intensité lumineuse

Lumea est un appareil (système de contrôle de la repousse des poils) destiné à un usage à domicile qui n'est donc pas comparable aux appareils professionnels qui utilisent une lumière pulsée plus forte, les impulsions lumineuses émises par Lumea sont modérées et permettent une séance **pratique et efficace**.

Réglez l'intensité lumineuse en fonction de la couleur de votre peau et de vos poils, tout en recherchant un niveau confortable.

Le tableau ci-dessous indique les intensités lumineuses recommandées afin de vous aider à trouver le niveau qui vous convient.

- 1** Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer les intensités lumineuses les plus adaptées à la couleur de votre peau et de vos poils, et pour vérifier que cette méthode d'épilation vous convient (une croix figure dans le tableau lorsque ce n'est pas le cas).
- 2** Chaque zone du corps et même certaines parties de celle-ci peuvent nécessiter une intensité lumineuse différente, conformément aux valeurs recommandées dans le tableau ci-dessous. La méthode est plus efficace à intensité élevée, mais nous vous invitons à réduire l'intensité lumineuse en cas de douleur ou d'inconfort.

Le risque d'irritation cutanée est plus important pour les personnes à peau foncée car leur peau absorbe plus de lumière. Les faibles intensités sont alors recommandées.

L'impulsion lumineuse peut produire des sensations de chaleur plus ou moins importantes sur la peau, mais ne doit jamais être inconfortable. Pour éviter les réactions cutanées, reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées ».

Intensités lumineuses recommandées (1-5)

Dans le tableau ci-dessous, la croix signifie qu'il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil.

Couleur et caractéristiques de la peau :	Blanc (coups de soleil à chaque exposition, aucun bronzage)	Beige (coups de soleil réguliers, léger bronzage)	Brun clair (quelques coups de soleil, bon bronzage)	Brun moyen (rares coups de soleil, bronzage bon et rapide)	Brun foncé (rares coups de soleil, très bon bronzage)	Brun très foncé, noir (coups de soleils rares voire inexistant, bronzage très foncé)
--	---	---	---	--	---	--

Couleur des poils :

blond foncé/brun clair/brun/brun foncé/noir	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
blanc/gris/roux/blond clair	x	x	x	x	x	x

Important

Pour savoir si Lumea vous convient, consultez la section « Quelles sont les personnes auxquelles Lumea ne convient pas ? ».

Si votre peau a été exposée au soleil ou à une méthode de bronzage artificiel, elle peut être plus foncée que lors de la séance précédente. Consultez le tableau ci-dessus afin de déterminer le réglage le plus adapté à la couleur de votre peau.

Conseils de bronzage

Exposition au soleil avant la séance

- Après un bain de soleil, attendez au moins 48 heures avant d'utiliser l'appareil. Les bains de soleil peuvent rendre la peau plus foncée (bronzée) et/ou provoquer des coups de soleil (rougeurs).
- Après 48 heures, regardez si votre peau présente toujours des coups de soleil. N'utilisez pas Lumea tant que le coup de soleil persiste.
- Une fois que le coup de soleil a disparu, faites un test (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Première utilisation ») sur la zone à flasher pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée.
- Si votre peau est bronzée, faites un test (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Première utilisation ») sur la zone à flasher pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de développer des réactions cutanées après avoir utilisé Philips Lumea.

Exposition au soleil après la séance

- Après la séance, attendez au moins 24 heures avant d'exposer les zones flashées au soleil. Même après 24 heures, assurez-vous que la peau ne présente plus de rougeurs dues aux flashes avant de l'exposer au soleil.
- Pendant les deux semaines qui suivent la séance, couvrez les zones flashées quand vous allez au soleil ou utilisez un écran total d'indice SPF 30+.
- L'exposition au soleil sans protection des zones tout juste flashées peut accroître le risque d'effets secondaires et de réactions cutanées. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées ».

Bronzage à la lumière artificielle

- Suivez les instructions décrites ci-dessus dans « Exposition au soleil avant la séance » et « Exposition au soleil après la séance ».

Bronzage avec des crèmes

- Si vous avez utilisé une crème de bronzage artificiel, attendez la disparition totale du bronzage artificiel avant d'utiliser Philips Lumea.


Remarque : Pour plus d'informations sur les réactions cutanées indésirables, reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées ».

Utilisation de l'appareil

Reportez-vous au tableau du chapitre « Avant utilisation », section « Réglage de l'intensité lumineuse », pour connaître les intensités lumineuses les plus adaptées à la couleur de vos poils et à la pigmentation de votre peau. Utilisez l'appareil dans une pièce **bien éclairée** de manière à réduire l'impression lumineuse du flash. Rasez la zone à flasher avant d'utiliser l'appareil (voir le chapitre « Avant utilisation », section « Préparation des zones à flasher »).

Si, à un moment, Lumea provoque une douleur intolérable, réduisez l'intensité lumineuse jusqu'à ce que l'utilisation du produit redevienne plus confortable. Si vous remarquez des réactions cutanées plus importantes qu'une légère rougeur, arrêtez immédiatement la séance et lisez la section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées », dans le présent chapitre.


Première utilisation et test cutané



1 Fixez l'accessoire corps à l'appareil.

L'accessoire corps peut être utilisé pour épiler les poils indésirables sur toutes les parties du corps situées en dessous du cou (pour connaître les exceptions, reportez-vous au chapitre « Important », section « Contre-indications »).


2 Choisissez une zone proche de celle que vous allez flasher.



3 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

- L'appareil se met toujours en marche au réglage le plus bas.

1



4 Appliquez un flash à l'intensité la plus faible recommandée pour votre type de peau (pour savoir comment émettre un flash, consultez les étapes 6 à 9 de la section « Utilisation ultérieure » du présent chapitre).

5 Tant que l'utilisation de Lumea reste sans douleur, augmentez l'intensité d'un niveau dans la plage recommandée pour votre type de peau et appliquez un flash pour chaque intensité. N'appliquez pas plus d'un flash à un même endroit.

6 Après ce test, attendez 24 heures et vérifiez si votre peau a réagi. Si elle présente des réactions, lors des utilisations ultérieures, choisissez l'intensité la plus élevée n'ayant pas provoqué de réaction cutanée.

Lors de la première utilisation, nous vous conseillons d'effectuer un test sur la zone à flasher pour voir comment votre peau réagit et pour vous habituer à cette méthode d'épilation.

Utilisation ultérieure




1 Avant chaque séance, nettoyez l'embout, le verre filtrant et le cadre métallique à l'intérieur de l'embout de Philips Lumea. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».

2 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Remarque : Il est normal que l'appareil et l'accessoire chauffent au cours de l'utilisation.


1



3 Commencez chaque séance en sélectionnant très soigneusement l'intensité lumineuse en fonction de la sensibilité de votre peau et de votre sensation de confort.


Pour plusieurs raisons, votre peau peut réagir différemment selon les jours/occasions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées », dans le présent chapitre.

1




4 Appuyez sur le bouton ▲ pour augmenter l'intensité, et sur le bouton ▼ pour la diminuer.

À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le voyant d'intensité correspondant au niveau clignote au bout de quelques secondes.




- 5** Placez l'appareil perpendiculairement à la peau de sorte que l'accessoire et l'anneau de sécurité soient en contact avec la peau.




- 6** L'anneau de sécurité doit exercer une légère pression sur la peau, de manière à ce que le contact soit total.

Remarque : L'anneau de sécurité est équipé d'interrupteurs de contact servant de système de sécurité de l'appareil. Il évite tout flash indésirable lorsque l'appareil ne touche pas la peau.



- Le voyant « Prêt-à-flasher » situé à l'arrière de l'appareil s'allume en vert lorsque tous les interrupteurs de contact de l'anneau de sécurité sont en contact avec la peau et que l'appareil est chargé. Ceci peut prendre jusqu'à 3,5 secondes.

Conseil : Pour faciliter l'utilisation, étirez la peau à flasher. Il vous faudra peut-être exercer une pression plus forte sur les zones moins fermes du corps pour que tous les interrupteurs de contacts s'enfoncent.




- 7** Appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash.

Remarque : La lumière visible produite par l'appareil correspond au flash reflété par la peau, et ne représente aucun danger pour vos yeux. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes de protection pendant l'utilisation.

- 8** Une fois que l'appareil a émis un flash, relâchez le bouton du flash.

- 9** Pour le flash suivant, réitérez les étapes 6 à 9. Après chaque flash, il faut attendre jusqu'à 3,5 secondes avant que l'appareil soit de nouveau prêt à flasher.

Ne flashez pas plusieurs fois la même zone au cours d'une même séance. Cela n'améliore pas l'efficacité de l'épilation, mais augmente le risque de réactions cutanées.



- 10** Pour vous assurer que toutes les zones sont flashées, veillez à ce que les zones d'application successives se chevauchent. Seule la lumière émise par le verre filtrant de sortie de lumière est efficace. Assurez-vous que les flashes sont rapprochés.

- 11** À la fin de la séance, mettez l'appareil hors tension.

- 12** Vérifiez si des poils et de la poussière ne sont pas présents sur le verre filtrant et l'accessoire, et nettoyez l'appareil après utilisation. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».

Recommandations relatives à la séance

Durée moyenne de la séance

Zone	Durée approximative d'une séance
Aisselles	1,5 minute par aisselle
Maillot	1,5 minute par côté
Bikini	5 minutes
Demi-jambe	12 minutes
Jambe entière	20 minutes

Remarque : Les durées moyennes des séances indiquées ci-dessus ont été observées au cours de tests et d'études. La durée des séances peut varier d'une personne à l'autre.

Remarque : À pleine charge, les batteries permettent d'émettre au moins 320 flashes d'une intensité de 5. La capacité d'utilisation de l'appareil dépend de la taille de la zone à flasher et de l'intensité utilisée.

Utilisation de l'appareil sur les jambes

Consultez le tableau du chapitre « Avant utilisation », section « Réglage de l'intensité lumineuse » pour déterminer les intensités lumineuses recommandées pour vos jambes.

- Vous pouvez déplacer l'appareil de haut en bas ou en transversale, selon votre confort.

Remarque : Les zones osseuses telles que le tibia et les chevilles sont plus sensibles que d'autres. Si vous pressez l'accessoire très fort sur ces zones, la peau peut être plus susceptible de développer des réactions cutanées comme des irritations ou des rougeurs. Reportez-vous à la section « Éventuels effets secondaires et réactions cutanées », dans le présent chapitre. Pressez l'accessoire sur la peau suffisamment fort pour que le voyant « Prêt-à-flasher » s'allume, mais pas plus.

Conseil : L'appareil peut laisser des marques sur la peau au niveau des zones flashées. Ces marques peuvent vous aider à identifier le point de chevauchement des zones flashées.


Si vous utilisez l'appareil sur toute la longueur de vos jambes, vous devrez peut-être le recharger au cours de l'opération. Ceci est normal. La capacité d'utilisation de l'appareil dépend de la taille de la zone à flasher et de l'intensité utilisée.

Conseil : De nombreux utilisateurs combinent l'épilation des jambes à d'autres activités : par exemple regarder la télévision ou écouter de la musique. Essayez, vous aussi : l'expérience sera plus agréable et reposante.

Utilisation de l'appareil pour l'épilation du maillot

Consultez le tableau du chapitre « Avant utilisation », section « Réglage de l'intensité lumineuse » pour déterminer les intensités lumineuses recommandées pour le maillot.

En principe, Philips Lumea a été conçu pour flasher entièrement la zone du maillot (style « Brésilien » ou « Hollywood », par exemple) en douceur et



en toute sécurité. Utilisez un réglage plus bas sur la peau plus sombre de la zone du maillot. N'utilisez pas l'appareil sur les lèvres intérieures, le vagin et l'anus. Les hommes qui souhaitent épiler leur zone pubienne ne doivent pas utiliser l'appareil sur le scrotum.

Remarque : *Pour des raisons d'hygiène, nettoyez toujours l'embout avant de commencer à flasher une autre partie du corps.*

Utilisation de l'appareil sur les aisselles

Consultez le tableau du chapitre « Avant utilisation », section « Réglage de l'intensité lumineuse » pour déterminer les intensités lumineuses recommandées pour vos aisselles.

Veillez à éliminer soigneusement toute trace de déodorant, parfum, crème ou autre produit d'hygiène de vos aisselles avant de vous flasher.

Conseil : *Pour des résultats optimaux, tenez-vous face à un miroir de façon à obtenir une bonne visibilité de la zone à flasher et à bien distinguer le voyant « Prêt-à-flasher ». Levez votre bras et placez votre main au niveau de votre cou pour tendre la peau de l'aisselle. De cette façon, vous pouvez maintenir plus facilement l'anneau de sécurité en contact avec la peau, pour une séance plus aisée.*

Remarque : *La lumière réfléchie ne représente aucun danger pour vos yeux. Si elle produit une sensation désagréable, fermez les yeux lorsque vous déclenchez un flash.*

Pour des résultats optimaux

- Il est normal que des poils restent visibles après les premières séances. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Introduction », section « Fonctionnement de l'appareil ».
- Pour éliminer efficacement tous les poils et bloquer la réactivation des follicules pileux, les séances doivent être répétées tous les quinze jours pendant les deux premiers mois. Vous aurez alors une peau douce et nette. Pour obtenir des astuces qui vous permettront de prolonger ces résultats, reportez-vous à la section « Phase d'entretien ».

Phase d'entretien

- Pour une peau durablement lisse et parfaitement épilée, nous vous recommandons de renouveler les séances toutes les 4 à 6 semaines. La durée entre chaque séance peut varier selon la repousse des poils de chacun et également selon les différentes parties du corps. Si vos poils ont repoussé en abondance entre deux séances, réduisez simplement l'intervalle entre les séances, en veillant toutefois à respecter une fréquence maximale de deux semaines. En choisissant une fréquence supérieure à celle recommandée, vous augmentez le risque de réactions cutanées sans gagner en efficacité.

Éventuels effets secondaires et réactions cutanées

Réactions cutanées courantes :

- Des rougeurs et/ou des fourmillements, des picotements ou une sensation de chaleur sur la peau peuvent apparaître. Cette réaction est bénigne et passagère.
- Une réaction cutanée semblable à un coup de soleil peut apparaître momentanément sur la zone flashée. Si elle persiste plus de trois jours, consultez votre médecin.



- L'association du rasage et de l'utilisation de Lumea peut assécher la peau et provoquer des irritations. Cette réaction est bénigne et disparaît en quelques jours. Vous pouvez rafraîchir la zone avec de la glace ou un tissu humide. Si la sécheresse persiste, vous pouvez appliquer une lotion hydratante non parfumée sur la zone flashée 24 heures après l'opération.

Effets secondaires rares :

- Brûlures, rougeur excessive et enflure : ces réactions se produisent très rarement. Elles sont provoquées par l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre couleur de peau. Si ces réactions persistent plus de trois jours, consultez votre médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.
- Altération de la pigmentation de la peau : ceci se produit très rarement. L'altération de la pigmentation de la peau se manifeste par une plaque plus foncée ou plus claire que la zone qui l'entoure. Elle est provoquée par l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre couleur de peau. Si elle persiste plus de 2 semaines, consultez votre médecin. Ne flashez pas les zones atteintes tant que l'altération de la pigmentation n'a pas disparu et que votre peau n'a pas retrouvé sa couleur normale.
- Infection et inflammation cutanées : très rares, elles peuvent être causées par l'utilisation de l'appareil sur des plaies ou des coupures provoquées par le rasage, sur des plaies existantes ou sur des poils incarnés.
- Douleur excessive : celle-ci peut apparaître pendant ou après la séance si vous avez utilisé l'appareil sur une peau non rasée, à une intensité lumineuse trop élevée pour votre couleur de peau, si vous flashez plusieurs fois sur la même zone et si vous utilisez l'appareil sur des plaies ouvertes, inflammations, infections, tatouages, brûlures, etc. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Important », section « Contre-indications ».

Après utilisation

- N'appliquez pas de produits cosmétiques parfumés sur les zones tout juste flashées.
- N'utilisez pas de déodorant immédiatement après avoir flashé les aisselles. Attendez que les rougeurs aient totalement disparu.
- Pour obtenir des informations sur l'exposition au soleil et le bronzage artificiel, reportez-vous au chapitre « Avant utilisation », section « Conseils de bronzage ».

Nettoyage et entretien

Pour garantir des résultats optimaux et une longue durée de fonctionnement, nettoyez l'appareil avant et après chaque utilisation et, si nécessaire, pendant la séance. L'appareil perd son efficacité si vous ne le nettoyez pas correctement.



Ne nettoyez jamais l'appareil ou ses composants sous le robinet ou au lave-vaisselle.

N'utilisez jamais d'éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Ne rayez jamais le verre filtrant ou la surface métallique à l'intérieur de l'embout.

Remarque : Veillez à ce que de la crasse ne bloque pas les interrupteurs de contact sur l'anneau de sécurité.

Remarque : Arrêtez d'utiliser l'appareil lorsqu'il n'est plus possible de nettoyer le verre filtrant ou l'embout.

- 1** Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.

Remarque : Le verre filtrant chauffe pendant l'utilisation. Assurez-vous qu'il a refroidi avant de le nettoyer.

- 2** Pour retirer l'accessoire, placez vos doigts dans les renforcements situés en haut et en bas de l'appareil, puis tirez doucement. L'accessoire devrait se retirer facilement.

- 3** À l'aide du tissu de nettoyage fourni avec l'appareil, humidifié de quelques gouttes d'eau, nettoyez les pièces suivantes :

- Le verre filtrant
- La surface extérieure de l'embout
- Le cadre métallique à l'intérieur de l'embout

Remarque : Si l'eau n'est pas assez efficace, nettoyez les pièces mentionnées ci-dessus avec quelques gouttes d'alcool fort.

Remarque : Un verre filtrant et/ou un accessoire sales peuvent ressembler à cette image. N'oubliez pas de nettoyer l'appareil avant et après chaque utilisation et, si nécessaire, pendant la séance, en suivant les instructions de cette section.

Conseil : Si vous ne pouvez plus nettoyer les bords de l'embout à l'aide du chiffon fourni, utilisez un coton-tige. Veillez à débarrasser l'embout ou le verre filtrant de toute peluche ou fibre.

- 4** Si nécessaire, nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide du tissu de nettoyage fourni avec l'appareil.

Rangement

- 1** Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
- 2** Nettoyez l'appareil avant de le ranger.
- 3** Rangez l'appareil dans la trousse de rangement fournie.
- 4** Rangez l'appareil dans un lieu sec, à une température comprise entre 0°C et 60°C.

Remplacement

Si vous devez remplacer une pièce ou tout simplement en acheter une supplémentaire, contactez votre revendeur Philips ou rendez-vous sur www.philips.com/support.

Si vous avez des difficultés pour vous procurer ces pièces, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Pièces de rechange

Les pièces de rechange suivantes sont disponibles :

- Accessoire corps
- Adaptateur secteur
- Trousse de rangement

Environnement



- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.




- La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre l'appareil au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à les retirer de l'appareil, vous pouvez apporter ce dernier dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l'opération en charge pour préserver l'environnement.


Retrait de la batterie


Ne retirez la batterie que lorsqu'elle est complètement déchargée.

- 1** Insérez un poinçon ou autre outil pointu dans le couvercle de l'appareil pour le détacher.




- 2** Dévissez les deux vis situées en bas du manche à l'aide d'un tournevis.







- 3 Retirez la partie inférieure de la poignée et coupez les deux fils connectés à la partie inférieure de l'appareil.



- 4 À l'aide d'une pince à bec long, tirez sur les connecteurs de la batterie pour les détacher des bornes de la batterie.



- 5 Utilisez cette pince pour retirer la batterie rechargeable de l'appareil.



- 6 Coupez les deux fils l'un après l'autre pour éviter tout accident dû à une charge résiduelle éventuelle.

Garantie et service

Si vous rencontrez un problème ou si vous souhaitez obtenir des informations ou faire réparer l'appareil, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le livret de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Spécificités techniques

Modèle SC2001/01

Tension nominale	100-240 V
Fréquence nominale	50-60 Hz
Entrée nominale	7,5 W
Protection contre les électrocutions	Classe II 
Niveau de protection	IP 30 (EN 60529)
Conditions de fonctionnement	Température : +15 à +35°C Taux d'humidité relative : 25 à 95 %
Conditions de stockage	Température : 0 à +60°C Taux d'humidité relative : 5 à 95 %
Spectre de l'accessoire	> 570 nm
Batterie lithium-ion	2 x 3,7 V ; 1 500 mAh

Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le livret de garantie internationale).

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	La batterie rechargeable est vide.	Rechargez l'appareil (voir le chapitre « Charge »).
	L'appareil est défectueux.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
L'appareil s'éteint sans prévenir.	La batterie rechargeable est vide.	Rechargez l'appareil (voir le chapitre « Charge »).
L'adaptateur secteur chauffe au cours de la charge.	Ce phénomène est normal.	Aucune action n'est requise.
Le voyant de charge ne s'allume pas lorsque je branche la petite fiche sur la prise de l'appareil.	Vous n'avez pas branché l'adaptateur sur la prise secteur.	Insérez la petite fiche dans la prise de l'appareil et branchez l'adaptateur sur la prise secteur.

Problème	Cause possible	Solution
	La prise n'est pas alimentée.	Branchez un autre appareil sur la prise secteur pour vérifier qu'elle est alimentée. Si la prise est alimentée mais que l'appareil ne se charge toujours pas, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
	L'adaptateur n'est pas branché correctement sur la prise secteur et/ou la petite fiche n'est pas insérée correctement dans la prise de l'appareil.	Assurez-vous que l'adaptateur est branché correctement sur la prise secteur et/ou que la petite fiche est insérée correctement dans la prise de l'appareil.
	L'appareil est défectueux.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
L'appareil est allumé, mais je ne parviens pas à augmenter ou à diminuer l'intensité lumineuse.	L'appareil doit être réinitialisé.	Pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le, puis rallumez-le. Si vous ne parvenez toujours pas à régler l'intensité lumineuse, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Le voyant « prêt-à-flasher » ne s'allume pas lorsque je place l'appareil sur ma peau.	L'accessoire équipé de l'anneau de sécurité n'est pas correctement placé sur la peau.	Placez l'appareil perpendiculairement à la peau, de manière à ce que tous les interrupteurs de contact touchent la peau, puis vérifiez que le voyant « Prêt-à-flasher » est allumé et appuyez sur le bouton du flash.
		Si le problème n'est pas résolu, placez l'appareil sur une zone de votre corps où il est facile d'établir un bon contact, par exemple sur votre avant-bras, puis vérifiez que le voyant « prêt-à-flasher » est allumé. Si ce n'est pas le cas alors que l'appareil touche votre peau, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
	L'anneau de sécurité est sale.	Nettoyez soigneusement l'anneau de sécurité. Si vous ne parvenez pas à le faire, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips pour remplacer l'accessoire.

Problème	Cause possible	Solution
Le voyant « Prêt-à-flasher » ne s'allume pas lorsque je place l'embout sur ma peau, mais le ventilateur fonctionne.	La protection anti-surchauffe a été activée.	Lorsque la protection anti-surchauffe a été activée, le ventilateur continue à fonctionner. N'éteignez pas l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de reprendre l'utilisation. Si le voyant « prêt-à-flasher » ne s'allume pas lorsque vous placez l'appareil sur votre peau, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Le voyant « prêt-à-flasher » est vert mais l'appareil n'émet pas de flash lorsque j'appuie sur le bouton du flash.	L'appareil doit être réinitialisé.	Pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le, puis rallumez-le. Si le voyant « prêt-à-flasher » est vert, mais que l'appareil n'émet toujours pas de flash lorsque vous appuyez sur le bouton du flash, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
L'appareil devient chaud en cours d'utilisation.	Ce phénomène est normal.	Aucune action n'est requise.
L'appareil n'indique pas l'intensité lumineuse 1 lorsque je l'allume.	L'appareil doit être réinitialisé.	Pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le, puis rallumez-le. Si l'appareil n'indique toujours pas l'intensité lumineuse 1, contactez votre Service Consommateurs Philips, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
L'appareil produit une odeur étrange.	L'accessoire et/ou le verre filtrant est sale.	Nettoyez soigneusement l'accessoire. Si vous ne parvenez pas à le faire, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips pour remplacer l'accessoire.
	Vous n'avez pas correctement rasé la zone à flasher.	Si la zone à flasher contient des poils, ceux-ci peuvent brûler au passage de l'appareil, ce qui produit une odeur étrange. Rasez correctement la zone à flasher avant d'utiliser l'appareil. Si le rasage irrite votre peau, tondez les poils aussi court que possible et utilisez une intensité qui vous convient.
	Vous avez rangé l'appareil dans un lieu poussiéreux.	L'odeur étrange se dissipera au bout de quelques flashes.
La peau est plus sensible que d'habitude pendant la séance.	L'intensité lumineuse que vous utilisez est trop élevée.	Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne intensité lumineuse. Si nécessaire, diminuez l'intensité.
	Vous n'avez pas rasé les zones à flasher.	Rasez les zones à flasher avant d'utiliser l'appareil. Si le rasage irrite votre peau, tondez les poils aussi court que possible et utilisez une intensité qui vous convient.
	Le filtre UV du verre filtrant est cassé.	Si le filtre UV du verre filtrant est cassé, arrêtez d'utiliser l'appareil. Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.

Problème	Cause possible	Solution
	L'appareil est défectueux.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
Je ressens une douleur importante lorsque j'utilise l'appareil.	Vous n'avez pas rasé les zones à flasher.	Rasez les zones à flasher avant d'utiliser l'appareil. Si le rasage irrite votre peau, tondez les poils aussi court que possible et utilisez une intensité qui vous convient.
	Vous avez flashé une zone pour laquelle l'appareil n'est pas conçu.	L'appareil ne doit pas être utilisé sur les petites lèvres, le vagin, l'anus, les mamelons, les aréoles, les lèvres, à l'intérieur des narines et des oreilles, ainsi que dans la région des yeux et des sourcils. Les hommes ne doivent pas l'utiliser sur le visage ou le scrotum.
	Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop élevée.	Réduisez l'intensité lumineuse à un niveau que vous trouvez confortable. Reportez-vous au chapitre « Avant utilisation », section « Réglage de l'intensité lumineuse ».
	Le verre filtrant est cassé.	Si le verre filtrant est cassé, n'utilisez plus cet embout. Faites-le remplacer auprès de votre revendeur ou d'un Centre Service Agréé Philips ou contactez le Service Consommateurs Philips.
	L'appareil ne convient pas à votre couleur de peau.	N'utilisez pas l'appareil si votre peau est très foncée. Ne l'utilisez pas non plus si vos poils sont blond clair, roux, gris ou blancs.
Des rougeurs apparaissent sur les zones venant d'être flashées.	Il est normal d'observer de légères rougeurs ; celles-ci disparaissent rapidement.	Aucune action n'est requise.
La réaction cutanée suite à la séance dure plus longtemps qu'en temps normal.	Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop élevée.	Sélectionnez une intensité lumineuse moins élevée la prochaine fois. Reportez-vous au chapitre « Avant utilisation », section « Réglage de l'intensité lumineuse ».
		Si la réaction cutanée persiste plus de 3 jours, contactez votre médecin.
L'épilation n'est pas satisfaisante.	Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop basse.	Sélectionnez une intensité lumineuse plus importante la prochaine fois.

Problème	Cause possible	Solution
	Vous n'avez pas ménagé des chevauchements suffisants lorsque vous avez utilisé l'appareil.	Pour épiler correctement les poils, vous devez passer l'appareil de manière à ce que les zones flashées se chevauchent. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », étape 11.
	Vous n'utilisez pas l'appareil aussi souvent que nous le recommandons.	Pour réussir à retirer tous les poils et bloquer la réactivation des racines, les séances doivent être répétées toutes les deux semaines pendant les deux premiers mois. Vous aurez alors une peau douce et nette. Pour que ces résultats se maintiennent, nous vous conseillons de répéter ces séances toutes les deux semaines sur les aisselles, le maillot, les bras, le ventre. La repousse est généralement plus lente sur les jambes. Une séance tous les mois devrait suffire pour que vos jambes soient douces et nettes. Si vous constatez une repousse trop importante au cours de ces quatre semaines, réduisez à nouveau l'intervalle entre les séances dans la limite d'une séance toutes les deux semaines.
	L'appareil ne convient pas à votre couleur de peau ou de poils.	N'utilisez pas l'appareil si vos poils sont blond clair, roux, gris ou blancs. N'utilisez pas cet appareil non plus si votre peau est très foncée.
Les poils commencent à repousser sur certains points des zones flashées.	Vous n'avez pas ménagé des chevauchements suffisants lorsque vous avez utilisé l'appareil.	Pour épiler correctement les poils, vous devez passer l'appareil de manière à ce que les zones flashées se chevauchent. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de l'appareil », étape 11.
	Les poils repoussent dans le cadre de leur cycle de vie normal.	La repousse fait partie du cycle de vie normal des poils. Toutefois, les poils qui repoussent sont généralement plus fins et doux.

مشکل	علت احتمالی	راه حل
	از شدت نوری که برای شما بیش از حد بالا است استفاده کرده اید.	شدت نور را به سطحی که برای شما راحت است کاهش دهید. به فصل "آماده کردن دستگاه برای استفاده"، بخش "تنظیم شدت نور" مراجعه کنید.
	پنجره خروج نور شکسته است.	اگر پنجره خروج نور شکسته باشد، دیگر از دستگاه با هیچ دستگاهی استفاده نکنید. به فروشگاه یا مرکز خدمات Philips یا مرکز مراقبت مصرف کننده تماس بگیرید تا ابزار را تعویض کنند.
	این دستگاه برای استفاده با رنگ پوست شما مناسب نمی باشد.	اگر پوست شما خیلی تیره است از دستگاه استفاده نکنید. از دستگاه چنانچه موی بدن شما بلوند روشن، قرمز، خاکستری یا سفید است، استفاده نکنید.
منطقه عملیات شده بعد از درمان قرمز می شود.	اندکی قرمز شدن بی ضرر بوده و به سرعت محو می شود.	نیازی نیست کاری انجام دهید.
واکنش پوست بعد از درمان بیشتر از حد معمول باقی می ماند.	از شدت نوری که برای شما بیش از حد بالا است استفاده کرده اید.	دفعه بعد شدت نور پایینتر را انتخاب کنید. به فصل "آماده کردن دستگاه برای استفاده"، بخش "تنظیم شدت نور" مراجعه کنید.
		اگر واکنش پوستی شما بیش از ۳ روز به طول انجامید با پزشک خود تماس بگیرید.
نتایج رفع مو رضایت بخش نیست.	از شدت نوری که برای شما بیش از حد کم است استفاده کرده اید.	دفعه بعد شدت نور بالاتری را انتخاب کنید.
	هنگام استفاده از دستگاه همپوشی کافی ایجاد نکرده اید.	برای کسب نتایج مناسب در برطرف کردن مو باید هنگام استفاده از دستگاه همپوشی ایجاد کنید. به فصل "استفاده از دستگاه"، مرحله ۱۱ مراجعه کنید.
	از دستگاه به صورتی که توصیه شده است استفاده نکرده اید.	برای رفع موفقیت آمیز کلیه موها و جلوگیری از فعال شدن مجدد ریشه مو، عملیات باید هر دو هفته یکبار و در دو ماه اول تکرار شوند. پس از آن باید پوستی صاف و عاری از مو داشته باشید. برای اطمینان از دوام این نتایج توصیه می کنیم عملیات زیر بغلها، منطقه بیکینی، بازوها و شکم را هر دو هفته یکبار انجام دهید. روی ساق یا معمولاً رشد کندتر است. بنابراین، انجام عملیات هر چهار هفته یکبار احتمالاً برای صاف و بی مو نگاه داشتن ساقهای شما کافی است. اگر طی این چهار هفته شاهد رشد بیش از مو نشدید، کافی است فواصل بین عملیات را مجدداً کاهش دهید اما بیشتر از هر دو هفته یکبار عملیات را انجام ندهید.
	دستگاه برای رنگ مو یا پوست شما مناسب نمی باشد.	از دستگاه چنانچه موی بدن شما بلوند روشن، قرمز، خاکستری یا سفید است، استفاده نکنید. اگر پوست شما خیلی تیره است از دستگاه استفاده نکنید.
مو در برخی از نقاط عملیات شده مجدداً رشد کرده است.	هنگام استفاده از دستگاه همپوشی کافی ایجاد نکرده اید.	برای کسب نتایج مناسب در برطرف کردن مو باید هنگام استفاده از دستگاه همپوشی ایجاد کنید. به فصل "استفاده از دستگاه"، مرحله ۱۱ مراجعه کنید.
	مو به عنوان بخشی از سیکل طبیعی رشد مو مجدداً رشد می کند.	این مسئله طبیعی است. این بخشی از چرخه طبیعی رشد مو است که مو مجدداً رشد کرده است. با این حال موهایی که مجدداً رشد می کنند نرمتر و نازکتر خواهند بود.


مشکل	علت احتمالی	راه حل
چراغ 'ready to flash' هنگامی که ابزار را روی پوست قرار می‌دهم روشن نمی‌شود، اما پتکه خنک کننده کار می‌کند.	مکانیزم حفاظت در برابر داغ شدن بیش از حد فعال شده است.	هنگامی که مکانیزم حفاظت در برابر داغ شدن بیش از حد فعال شود، پتکه بازم کار خواهد کرد. دستگاه را خاموش نکنید و قبل از ادامه استفاده مجدد، ۱۵ دقیقه آن را رها کرده تا دستگاه خنک شود. اگر چراغ 'ready to flash' بازم هنگام قرار دادن دستگاه بر روی پوست روشن نشد، با مرکز مراقبت از مشتری در کشور خود، فروشگاه Philips یا مرکز خدمات Philips تماس بگیرید.
چراغ 'ready to flash' سبز است اما دستگاه هنگامی که دکمه فلادش را فشار می‌دهم، فلادش نمی‌زند.	دستگاه باید بازنشانی شود.	برای بازنشانی دستگاه، آن را خاموش کرده و مجدداً آن را روشن کنید. اگر چراغ 'ready to flash' سبز است اما دستگاه بازم هنگام فشار دادن دکمه، فلادش نمی‌زند یا مرکز مراقبت از مشتری در کشور خود، فروشگاه Philips یا مرکز خدمات Philips تماس بگیرید.
دستگاه در حین استفاده داغ می‌شود.	این مسئله طبیعی است.	نیازی نیست کاری انجام دهید.
دستگاه هنگامی که روشن می‌شود شدت نور را نشان نمی‌دهد.	دستگاه باید بازنشانی شود.	برای بازنشانی دستگاه آن را مجدداً روشن و خاموش کنید. اگر چراغ 'ready to flash' سبز است اما دستگاه بازم شدت نور را نمایش نداد با مرکز مراقبت از مشتری در کشور خود، فروشگاه Philips یا مرکز خدمات Philips تماس بگیرید.
دستگاه بوی نامطبوع تولید می‌کند.	ابزار را/یا شیشه فیلتر کثیف است.	ابزار را با دقت تمیز کنید. اگر نمی‌توانید ابزار را به طرز صحیح تمیز کنید، با مرکز مراقبت از مشتری در کشور خود، فروشگاه Philips یا مرکز خدمات Philips برای تعویض ابزار تماس بگیرید.
محلی که می‌خواهید عملیات کنید را به درستی اصلاح نکرده‌اید.	محلی که می‌خواهید عملیات کنید را به درستی اصلاح نکرده‌اید.	اگر در منطقه‌ای که می‌خواهید عملیات انجام دهید موجود داشته باشد، این موها ممکن است هنگام استفاده از دستگاه بسوزند. در نتیجه ممکن است بوی عجیبی به مشامتان برسد. محلی که باید عملیات شود را قبل از استفاده از دستگاه اصلاح کنید. اگر اصلاح کردن باعث سوزش پوست می‌شود، موهائیان را تا حد ممکن کوتاه کرده و از یک حالت راحت استفاده کنید.
پوست شما در حین عملیات نسبت به حالت عادی بیشتر حساس می‌شود.	شدت نوری که استفاده می‌کنید بیش از حد بالاست.	بوی نامطبوع بعد از چند فلادش برطرف می‌شود.
محلی که می‌خواهید عملیات کنید را اصلاح نکرده‌اید.	محلی که می‌خواهید عملیات کنید را اصلاح نکرده‌اید.	بررسی کنید که شدت نور صحیح را انتخاب کرده باشید. در صورت نیاز، شدت نور پایینتر را انتخاب کنید.
فیلتر ماوراء بنفش پنجره خروج نور خراب شده است.	محلی که می‌خواهید عملیات کنید را اصلاح نکرده‌اید.	محلی که باید عملیات شود را قبل از استفاده از دستگاه اصلاح کنید. اگر اصلاح کردن باعث سوزش پوست می‌شود، موهائیان را تا حد ممکن کوتاه کرده و از یک حالت راحت استفاده کنید.
دستگاه خراب است.	دستگاه خراب است.	در صورتی که فیلتر ماوراء بنفش پنجره خروج نور خراب شده است، با مرکز مراقبت از مشتری در کشور خود، فروشگاه Philips یا مرکز خدمات Philips تماس بگیرید.
هنگام استفاده از دستگاه درد غیر قابل قبولی را احساس می‌کنم.	محلی که می‌خواهید عملیات کنید را اصلاح نکرده‌اید.	با مرکز مراقبت از مشتری در کشور خود، فروشگاه Philips یا مرکز خدمات Philips تماس بگیرید.
شما محلی که دستگاه برای آن طراحی نشده است را عملیات کرده‌اید.	شما محلی که دستگاه برای آن طراحی نشده است را عملیات کرده‌اید.	محلی که باید عملیات شود را قبل از استفاده از دستگاه اصلاح کنید. اگر اصلاح کردن باعث سوزش پوست می‌شود، موهائیان را تا حد ممکن کوتاه کرده و از یک حالت راحت استفاده کنید.
نباید از دستگاه روی لبه داخل واژن، واژن، مقعد، نوک پستان، دور نوک پستان، لبها، داخل سوراخ بینی و گوشها، در ناحیه چشم و ابروها استفاده کنید. مردان نباید از دستگاه روی پوست بیضه و صورت استفاده کنند.		

عیب یابی


این فصل مشکلات معمول که هنگام استفاده از دستگاه با آن مواجه می شوید را بطور خلاصه تشریح می کند. اگر نتوانستید مشکل را با اطلاعات ارائه شده زیرطرف نمایید با مرکز خدمات مراقبت از مشتری در کشور خود تماس بگیرید (لطفاً این شماره تلفن را در برگه ضمانت جهانی پیدا کنید).

مشکل	علت احتمالی	راه حل
دستگاه کار نمی کند.	باتریها قابل شارژ خالی می باشند.	دستگاه را شارژ کنید (به فصل "شارژ" مراجعه کنید).
	دستگاه خراب است.	با مرکز مراقبت از مشتری در کشور خود، فروشگاه Philips یا مرکز خدمات Philips تماس بگیرید.
دستگاه ناگهان خاموش می شود.	باتریها قابل شارژ خالی می باشند.	دستگاه را شارژ کنید (به فصل "شارژ" مراجعه کنید).
آداپتور در حین شارژ کردن گرم می شود.	این مسئله طبیعی است.	نیازی نیست کاری انجام دهید.
چراغ شارژ هنگامی که فیش کوچک را به سوکت دستگاه وصل می کنم، روشن نمی شود.	آداپتور را به پریز وصل نکرده اید.	فیش کوچک را در سوکت دستگاه جا زده و آداپتور را به پریز وصل کنید.
	پریز برق ندارد.	دستگاه دیگری را به پریز وصل کنید تا از برق داشتن پریز اطمینان حاصل کنید. اگر پریز برق داشت و دستگاه باز هم شارژ نشد یا مرکز مراقبت از مشتری در کشور خود، فروشگاه Philips یا مرکز خدمات Philips تماس بگیرید.
	آداپتور به درستی به پریز وصل نشده است و/یا فیش کوچک به درستی به سوکت دستگاه وصل نشده است.	بررسی کنید که آداپتور به درستی به پریز وصل شده باشد و/یا فیش کوچک به درستی به سوکت دستگاه وصل شده باشد.
	دستگاه خراب است.	با مرکز مراقبت از مشتری در کشور خود، فروشگاه Philips یا مرکز خدمات Philips تماس بگیرید.
دستگاه را روشن کرده ام اما نمی توانم شدت نور را افزایش یا کاهش دهم.	دستگاه باید بازنشانی شود.	برای بازنشانی دستگاه، دستگاه را خاموش کرده و مجدداً آن را روشن کنید. اگر باز هم نتوانستید شدت نور را تنظیم کنید، با مرکز مراقبت مشتری، فروشگاه Philips یا مرکز خدمات Philips تماس بگیرید.
چراغ 'ready to flash' هنگامی که دستگاه را روی پوست قرار می دهم روشن نمی شود.	ابزار و حلقه ایمنی را به درستی روی پوست قرار نداده اید.	دستگاه را با زاویه ۹۰ درجه روی پوست به صورتی قرار دهید که تمام سوئیچها با پوست در تماس باشند. سپس بررسی کنید چراغ 'ready to flash' روشن باشد و دکمه فلاش را فشار دهید.
		اگر این کار جواب نداد، دستگاه را روی بخشی از بدن که تماس کامل آن با پوست ساده باشد، مانند بخش پایین بازو، قرار دهید. سپس بررسی کنید که چراغ 'ready to flash' روشن شود. اگر چراغ 'ready to flash' باز هم هنگام قرار دادن دستگاه بر روی پوست روشن نشد، با مرکز مراقبت از مشتری در کشور خود، فروشگاه Philips یا مرکز خدمات Philips تماس بگیرید.
	حلقه ایمنی کثیف است.	حلقه ایمنی را با دقت تمیز کنید. اگر نمی توانید حلقه ایمنی را به طرز صحیح تمیز کنید، با مرکز مراقبت از مشتری در کشور خود، فروشگاه Philips یا مرکز خدمات Philips برای تعویض ابزار تماس بگیرید.

۵ باتریهای قابل شارژ را با یک دم باریک از دستگاه بیرون بیاورید.



۶ دو سیم را یک به یک جدا کنید تا مطمئن شوید که هیچ اتفاق بدی بخاطر وجود شارژ باقیمانده بوجود نمی آید.



ضمانت و سرویس

اگر به سرویس یا اطلاعات نیاز داشتید یا اگر با مشکلی روبرو شدید، به سایت اینترنتی Philips به نشانی www.philips.com مراجعه کرده یا با مرکز مراقبت از مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید (لطفاً این شماره تلفن را در برگه ضمانت جهانی جستجو نمایید). اگر در کشور شما مرکز حمایت از مشتری وجود ندارد به فروشنده لوازم Philips مراجعه کنید.

مشخصات فنی

SC2001/01

ولتاژ درجه بندی شده ۲۴۰ ولت - ۱۰۰ ولت

فرکانس درجه بندی شده ۶۰ هرتز - ۵۰ هرتز

ورودی درجه بندی شده ۷/۵ وات

حفاظت در مقابل شوک الکتریکی کلاس ۲ □

درجه بندی حفاظت IP ۳۰ (EN ۶۰۵۲۹)

شرایط عملکرد دما: +۱۵ تا +۲۵ درجه سانتی گراد

رطوبت نسبی: ۲۵٪ تا ۹۵٪

شرایط نگهداری دما: ۰ تا +۶۰ درجه سانتی گراد

رطوبت نسبی: ۵٪ تا ۹۵٪

طیف ابزار بدن >۵۷۰ نانومتر


باتری لیتیوم-یونی ۲/۷ ولت ۱۵۹۹ میلی آمپر x ۲

همیشه باتریها را قبل از دور انداختن دستگاه خارج کرده و دستگاه را در نقاط جمع آوری رسمی تحویل دهید. باتری را در محل رسمی جمع آوری باتریها دوربریزید. چنانچه در جدا کردن باتریها با مشکل روبرو شدید، می توانید دستگاه را نزد مرکز خدمات Philips هم ببرید. کارکنان این مرکز باتریها را برای شما بیرون آورده و آن را به نحوی که برای محیط زیست امن باشد، دور خواهند انداخت.


جدا کردن باتریهای قابل شارژ

باتریها را فقط هنگامی خارج کنید که کاملاً خالی شده باشند.


۱ یک درفش یا ابزار نوک تیز را در سرپوش انتهای دستگاه وارد کنید و سرپوش را جدا کنید.




۲ دو عدد پیچ انتهای دسته را با یک پیچ گوشتی باز کنید.



۳ بخش انتهای دسته را جدا کرده و دو سیمی که بخش انتها را به دستگاه وصل می کند، بچینید.





۴ اتصالات باتری را با استفاده از دم باریک از ترمینالهای باتری جدا کنید.



توجه: اگر آب به طرز مؤثر آن را تمیز نکرد، از چند قطره الکل درصد بالا برای تمیز کردن قطعات ذکر شده در بالا استفاده کنید.

توجه: پنجره خروج نور و/یا ابزار آلوده شده مانند این تصویر خواهد بود. حتماً دستگاه را قبل و بعد از استفاده تمیز کنید و در صورت لزوم مطابق دستورالعملهای این بخش آن را در حین عملیات تمیز کنید.



نکته: اگر دیگر نتوانستید لبه های ابزار را با پارچه تمیز کردن ارائه شده تمیز نمایید، از یک تکه پنبه استفاده کنید. مطمئن شوید که هیچ پرز یا الیافی پشت ابزار یا پنجره خروج نور قرار نداشته باشد.

۴ در صورت لزوم، بیرون دستگاه را با پارچه نرم تمیز کردن که همراه دستگاه ارائه شده است تمیز کنید.

نگهداری

- ۱ برق دستگاه را قطع کنید و اجازه دهید تا دستگاه خنک شود.
- ۲ همیشه دستگاه را قبل از ذخیره کردن تمیز کنید.
- ۳ دستگاه را در کیسه ارائه شده نگهداری کنید.
- ۴ دستگاه را در محلی خشک و در درجه حرارت بین ۰ و ۶۰ درجه سانتی گراد ذخیره کنید.

تعویض

اگر بخواهید قطعه ای را تعویض کنید یا قطعه اضافه را خریداری کنید به فروشگاه Philips مراجعه کرده یا از سایت www.philips.com/support بازدید کنید.
اگر در خرید قطعات با مشکل روبرو شدید یا مرکز مراقبت از مصرف کننده Philips در کشور خود تماس بگیرید.


قطعات تعویضی

قطعات تعویضی زیر موجود می باشند:

- ابزار بدن
- آداپتور
- کیسه

محیط زیست

- دستگاه را مانند سایر زباله های خانگی دور نریزید، و آن را در محل های تعیین شده دور بریزید. با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می کنید.



- این واکنشها در نتیجه استفاده شدت نور بیش از حد بالا برای رنگ پوست شما به وجود آمده اند. اگر این واکنشها بعد از ۳ روز برطرف نشد، توصیه می کنیم که به پزشک مراجعه کنید. تا زمان عملیات بعد صبر کنید تا پوست کاملاً خوب شود و حتماً از شدت نور کمتر استفاده کنید.
- رنگ رفتگی پوست: این مسئله به ندرت اتفاق می افتد. رنگ رفتگی پوست خود را به صورت یک تکه پررنگ تر یا کم رنگ تر نسبت به منطقه اطراف نشان می دهد.
- این مسئله در نتیجه استفاده شدت نور بیش از حد بالا برای رنگ پوست شما به وجود آمده اند. اگر رنگ رفتگی ظرف ۲ هفته برطرف نشد، توصیه می کنیم که به پزشک مراجعه کنید. مناطق رنگ رفته را تا زمانی که رنگ رفتگی محو نشود و پوست به رنگ عادی خود بازنگردد، درمان نکنید.
- عفونت و التهاب پوست: این مسئله به ندرت اتفاق می افتد و بخاطر استفاده از دستگاه روی زخمها یا بریدگیهایی که از اصلاح، زخمهای از قبل ایجاد شده یا موها زیر پوست ایجاد شده است، اتفاق می افتد.
- درد بیش از حد: این اتفاق ممکن است در حین عملیات یا بعد از عملیات چنانچه دستگاه را روی پوست اصلاح نشده بکار گیرید یا اگر از دستگاه با شدت نوری که بیش از حد برای رنگ پوست شما زیاد باشد استفاده کنید یا اگر در همان منطقه بیش از یکبار فلابش برزید و یا از دستگاه روی زخمهای باز، التهابهای پوستی، عفونتها، خالکوبیها، سوختگیها و غیره استفاده کنید به وجود آید.

بعد از استفاده

- مواد آرایشی عطر دار را فوراً پس از عملیات در مناطقی که عملیات شده استفاده نکنید.
- پس از عملیات زیر بغل فوراً از دئودورانت استفاده نکنید. صبر کنید تا قرمزی پوست کاملاً محو شود.
- به فصل "آماده کردن دستگاه برای استفاده" بخش "توصیه های برنزه شدن" جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تابش آفتاب و برنزه شدن مصنوعی مراجعه کنید.

تمیز کردن و نگهداری

برای اطمینان از کسب نتایج مطلوب و طول عمر دستگاه، آن را قبل و بعد از هر بار استفاده و در صورت لزوم در حین عملیات تمیز کنید. دستگاه در صورتی که به طرز صحیح تمیز نشود، تاثیر خود را از دست خواهد داد.

هرگز دستگاه یا هر کدام از بخشهای آن را با آب یا در ماشین ظرف شویی تمیز نکنید.

هرگز از صفحات ساینده، مواد پاک کننده ساینده یا مایعات قوی مانند بنزین یا استن برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

هرگز پنجره خروج نور یا قاب فلزی درون ابزار را نخرشانید.

توجه: مطمئن شوید که سوئیچهای تماسی حلقه ایمنی بخاطر کثیفی و گرد و غبار گیر نکرده باشند.

توجه: هنگامی که دیگر امکان تمیز کردن پنجره خروج نور و ابزار وجود ندارد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید.


۱ برق دستگاه را قطع کنید و اجازه دهید تا دستگاه خنک شود.

توجه: پنجره خروج نور در هنگام استفاده داغ می شود. مطمئن شوید قبل از تمیز کردن، پنجره خروج نور خنک شده باشد.

۲ برای جدا کردن ابزار، انگشتان خود را در فرورفتگی بالا و پایین قرار داده و به آرامی آن را بکشید. ابزار باید به سادگی جدا شود.

۳ پارچه نرم ارائه شده با دستگاه را با چند قطره آب مرطوب کنید و از آن برای تمیز کردن قطعات زیر استفاده کنید:

- پنجره خروج نور
- سطح خارجی ابزار
- قاب فلزی داخل ابزار



استفاده از دستگاه در منطقه بیکنی

شدتهای نور توصیه شده را در جدول بخشی "آماده کردن دستگاه برای استفاده" قسمت "تنظیم شدت نور" پیدا کنید تا ببینید کدام حالات برای منطقه بیکنی شما مناسب می باشد.

اصولا Philips Lumea برای کار روی کل منطقه بیکنی امن و راحت است (مثال، سبک "برزیلی" یا سبک "هالیوودی"). از درجه کم روی مناطق پوست تیره تر و حساس تر در منطقه بیکنی استفاده کنید. از دستگاه در منطقه لب داخلی واژن، واژن و مقعد استفاده نکنید. مردانی که می خواهند روی موهای شرمگاهی خود کار کنند نباید از دستگاه روی پوست بیضه استفاده کنند.

توجه: بدلائل بهداشتی، همیشه ابزار را قبل از شروع به کار روی مناطق دیگر تمیز کنید.

استفاده از دستگاه برای زیر بغل

شدتهای نور توصیه شده را در جدول بخشی "آماده کردن دستگاه برای استفاده" قسمت "تنظیم شدت نور" پیدا کنید تا ببینید کدام حالات برای زیر بغل شما مناسب می باشد.

قبل از شروع کار، مطمئن شوید که از دئودورانت، عطر، کرم یا سایر محصولات مراقبت از پوست در زیر بغل استفاده نکرده باشید.

نکته: برای کسب نتیجه مطلوب در زیر بغل، در جلوی آینه بایستید تا دید خوبی نسبت به منطقه ای که باید درمان شود و چراغ "ready to flash" داشته باشید. بازوی خود را بلند کنید و دست خود را روی گردن قرار دهید تا پوست منطقه زیر بغل را بکشید. در این حالت حلقه ایمنی را آسانتر می توان روی پوست قرار داد که باعث می شود کار عملیات آسانتر انجام گردد.

توجه: نور منعکس شده به چشمان شما صدمه نمی زند. اگر نور پخش شده ناخوشایند است، هنگام فلاش زدن چشمان خود را ببندید.

روش کسب نتیجه مطلوب

- پس از چند بار عملیات اولیه دیدن مو امری عادی می باشد (برای اطلاعات بیشتر به فصل "مقدمه"، بخش "اصول کاری" مراجعه کنید).
- برای رفع موفقیت آمیز کلیه موها و جلوگیری از فعال شدن مجدد فولیکول مو، عملیات باید هر دو هفته یکبار و در دو ماه اولیه تکرار شود. پس از آن باید پوستی صاف و عاری از مو داشته باشید. لطفا بخش "مرحله نگهداری" را بخوانید تا در مورد حفظ این نتایج اطلاعات بیشتری را کسب کنید.

مرحله نگهداری

- برای اطمینان از اینکه پوست شما صاف و بدون مو باقی می ماند، توصیه می کنیم عملیات را هر چهار یا شش هفته یکبار تکرار کنید. زمان بین هر عملیات ممکن است بر اساس رشد مجدد موی افراد و همچنین در مناطق مختلف بدن متفاوت باشد. اگر مو بیش از حد معمول فاصله بین عملیات رشد کرد، فقط کافی است فاصله بین عملیات را مجددا کاهش دهید اما بیش از هر دو هفته یکبار عملیات را انجام ندهید. هنگامی که از دستگاه بیش از حد توصیه شده استفاده می کنید، اثر عملیات را افزایش نخواهید داد، بلکه خطر واکنشهای پوستی را افزایش می دهید.

اثرات جانبی و واکنشهای پوستی احتمالی واکنشهای عادی پوست:

- پوست شما اندکی قرمز خواهد شد و/یا اندکی تیر خواهد کشید، شروع به خارش خواهد کرد یا گرم خواهد شد. این واکنش کاملاً بی ضرر است و به سرعت رفع خواهد شد.
- واکنش پوستی مشابه به آفتاب سوختگی ممکن است پس از مدت کوتاهی در مناطقی که عملیات شده است ایجاد شود. اگر این مسئله ظرف ۳ روز برطرف نشد، توصیه می کنیم به پزشک مراجعه کنید.
- خشک شدن و خارش پوست ممکن است بخاطر ترکیب اصلاح و نور درمانی ایجاد شود. این مسئله بی ضرر بوده و ظرف چند روز رفع خواهد شد. می توانید آن ناحیه را با کیسه یخ یا حوله صورت خیس خنک کنید. اگر خشکی باز هم ادامه داشت می توانید از مرطوب کننده بی عطر روی محل عملیات شده پس از گذشت ۲۴ ساعت از عملیات استفاده کنید.

اثرات جانبی نادر:


- سوختگی، قرمزی و ورم بیش از حد: این واکنشها به ندرت رخ خواهند داد.



۱۰ برای اجتناب از عدم عملیات برخی از نقاط، همیشه مطمئن شوید که قدری هم پوشی بین منطقه عملیات شده قبلی و منطقه جدید وجود داشته باشد. نور مؤثر فقط از پنجره خروج نور خارج می شود. دقت کنید که فلاشها در نزدیکی یکدیگر ایجاد شوند.

۱۱ بعد از پایان عملیات دستگاه را خاموش کنید.

۱۲ پنجره خروج نور و ابزار ایمنی را نظرو وجود مو و گرد و غبار بررسی کنید و دستگاه را بعد از استفاده تمیز کنید (به بخش "تمیز کردن و نگهداری" مراجعه کنید).



رهنمودهای عملیات

میانگین زمان عملیات

منطقه	حدود زمان عملیات
زیر بغل	۱,۵ دقیقه برای هر زیر بغل
خط بیکنی	۱,۵ دقیقه برای هر طرف
کل ناحیه بیکنی	۵ دقیقه
پایین ساق پا	۱۲ دقیقه
یک ساق کامل	۲۰ دقیقه

توجه: میانگینهای زمان عملیات در بالا در هنگام تحقیق و آزمایش اندازه گیری شده است. عملیات فردی ممکن است از فرد تا فرد دیگر متفاوت باشد.

توجه: باتریهایی که کاملاً شارژ شده باشند حداقل ۳۲۰ فلاش را با شدت ۵ انجام می دهند. مدت زمانی که از دستگاه می توانید استفاده کنید به اندازه محلی که باید روی آن کار شود و به درجه شدتی که استفاده کرده اید بستگی دارد.

استفاده از دستگاه روی ساقها


شدتهای نور توصیه شده را در جدول بخش "آماده کردن دستگاه برای استفاده" قسمت "تنظیم شدت نور" پیدا کنید تا ببینید کدام حالات برای ساقهای شما مناسب می باشد. - می توانید دستگاه را بالا و پایین را در عرض ساق پا هر کدام که برای شما راحت است، حرکت دهید.

توجه: مناطق استخوانی مانند استخوان درشت نی نسبت به مناطق دیگر بدن حساس تر می باشند. هنگامی که دستگاه را روی مناطق دیگر به شدت فشار می دهید، پوست بیشتر در معرض ایجاد واکنشهای پوستی مانند سوزش و قرمز شدن قرار می گیرد. به بخش "اثرات جانبی و واکنشهای پوستی احتمالی" در این فصل مراجعه کنید. ابزار دستگاه را روی پوست به مقدار لازم فشار دهید تا چراغ 'ready to flash' روشن شود و فشار بیشتر وارد نکنید.


نکته: دستگاه ممکن است در مناطقی که روی آن کار شده است اثراتی از خود برجای گذارد. این اثرات به شما نشان می دهد چگونه مناطقی که باید روی آن کار کنید با یکدیگر همپوشی داشته باشند.

اگر از دستگاه برای عملیات روی بخش بالای ساق و پایین ساق استفاده شود، ممکن است لازم باشد که دستگاه را در حین استفاده مجدداً شارژ کنید. این مسئله طبیعی است. مدت زمانی که می توانید از دستگاه استفاده کنید به اندازه محل عملیات و شدت نوری که استفاده شده است بستگی دارد.


نکته: پسپاری از کاربران عملیات ساق پا و سایر فعالیتهای درون منزل مانند تماشای کردن تلویزیون و گوش دادن به موسیقی را با هم ترکیب می کنند. این کار را می توانید برای داشتن تجربه ای لذت بخش تر و آرام بخش امتحان کنید.




- ۳ دکمه ▲ را برای افزایش شدت فشار دهید. برای پایین آوردن شدت، دکمه ▼ را فشار دهید.
 هر بار که دکمه را فشار دهید، چراغ شدت نور مربوطه شروع به چشمک زدن خواهد کرد. این کار چند ثانیه طول خواهد کشید.




- ۵ دستگاه را با زاویه ۹۰ درجه روی پوست قرار دهید تا ابزارو حلقه ایمنی در تماس کامل با پوست قرار گیرند.



- ۶ حلقه ایمنی را با فشار کامل روی پوست فشار دهید.
 توجه: حلقه ایمنی دارای سوئیچهای تماسی است که با یکدیگر سیستم ایمنی دستگاه را تشکیل می دهند. حلقه ایمنی از فلاش زدن تصادفی بدون تماس با پوست جلوگیری بعمل می آورد.



- چراغ "ready to flash" که در پشت دستگاه قرار دارد هنگامی که کلیه سوئیچهای تماسی حلقه ایمنی در تماس با پوست قرار گرفته باشند و دستگاه شارژ شده باشد، روشن خواهد شد. این کار ممکن است ۳/۵ ثانیه به طول انجامد.




- نکته: برای کار ساده تر، پوست محلی که عملیات می شود را بکشید. در مناطقی با پوست نرمتر ممکن است لازم باشد فشار بیشتری به دستگاه وارد کنید تا روی سوئیچهای تماسی فشار وارد آید.

- ۷ دکمه فلاش را فشار دهید تا یک فلاش زده شود.

- توجه: نور قابل رویتی که توسط دستگاه ایجاد می شود، انعکاس فلاش روی پوست است و برای چشممان شما مضر نمی باشد. لزومی ندارد هنگام استفاده از عینک استفاده کنید.


- ۸ پس از اینکه دستگاه فلاش زد دکمه فلاش را رها کنید.

- ۹ برای فلاش بعدی، مراحل ۶ تا ۹ را دنبال کنید. بعد از هر فلاش به ۳/۵ ثانیه برای آماده شدن دستگاه برای فلاش بعدی زمان نیاز دارید.




- در یک جلسه چند بار روی همان محل کار نکنید. این کار تاثیر درمان را بهبود نمی بخشد، بلکه خطر واکنش پوستی را افزایش می دهد.

۳ دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید.
دستگاه همیشه کار خود را به صورت اتوماتیک از کمترین درجه آغاز می کند.



۴ یک فلاش را در کمترین درجه شدت روی پوست خود امتحان کنید (برای دستورالعملهای مربوط به فلاش زدن به بخش ۶ تا ۹ بخش "استفاده بعدی" در این فصل مراجعه کنید).




۵ تا آنجا که احساس راحتی می کنید (نه احساس درد)، شدت را به میزان یک درجه در محدوده توصیه شده برای نوع پوست خود افزایش دهید و یک فلاش برای هر حالت بزنید. بیش از یک بار روی همان محل فلاش نزنید.

۶ بعد از آزمایش پوست، ۲۴ ساعت صبر کنید و بررسی کنید که پوستتان واکنش نداده باشد. اگر پوست شما واکنش نشان داد، بالاترین درجه ای که پوست در آن واکنش نشان نداد را در نوبتهای بعد استفاده کنید.

هنگامی که برای بار اول از دستگاه استفاده می کنید، توصیه می کنیم آزمایش پوست را در منطقه ای که باید عملیات شود انجام دهید تا واکنش پوست خود به عملیات را بررسی کرده و به درمان با نور هم عادت کنید.

استفاده های بعدی


۱ قبل از انجام عملیات ابزارها، پنجره خروج نورو قاب فلزی داخل ابزارهای Philips Lumea را تمیز کنید. برای اطلاعات بیشتر به فصل "تمیز کردن و نگهداری" مراجعه کنید.



۲ دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید.
توجه: گرم شدن دستگاه در حین استفاده عادی می باشد.

۳ برای هر بار درمان شدت نور را بر اساس حساسیت پوست و راحتی هنگام کار با دستگاه، با دقت انتخاب کنید.

پوست شما به دلایل مختلف ممکن است در روزها/موقعیتهای مختلف واکنشهای مختلفی را از خود نشان دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش "اثرات جانبی و واکنشهای پوستی احتمالی" در این فصل مراجعه کنید.



تعیین کنید. قصور در انجام این کار باعث می شود بعد از عملیات با Philips Lumea با خطر واکنشهای پوستی روبرو شوید.

تابشی آفتاب بعد از درمان

- حداقل ۲۴ ساعت قبل از قرار دادن مناطق عملیات شده در معرض نور خورشید صبر کنید. حتی بعد از ۲۴ ساعت، مطمئن شوید که پوست درمان شده قبل از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب، هیچ نوع قرمزی از درمان را از خود نشان نمی دهد.
- هنگامی که زیر نور آفتاب قرار می گیرید مناطق عملیات شده را بپوشانید یا از یک کرم ضد آفتاب (SPF +۲۰) تا دو هفته بعد از عملیات استفاده کنید.
- در معرض نور آفتاب قرار دادن مناطق درمان شده بعد از عملیات بدون حفاظت از آن، شانس اثرات جانبی و واکنشهای پوستی را افزایش می دهد. به فصل "استفاده از دستگاه"، بخشی "اثرات جانبی و واکنشهای پوستی احتمالی" مراجعه کنید.

برنزه شدن با نور مصنوعی

- دستورالعملهای "تابشی آفتاب قبل از درمان" و "تابشی آفتاب بعد از درمان" در بالا را دنبال کنید.

برنزه شده با کرم

- اگر از لوسیون برنزه شدن مصنوعی استفاده کرده باشید، قبل از استفاده از دستگاه صبر کنید تا برنژگی مصنوعی کاملاً محو شود.

توجه: برای جزئیات بیشتر و واکنشهای پوستی به فصل "استفاده از دستگاه"، بخشی "اثرات جانبی و واکنشهای پوستی احتمالی" مراجعه کنید.

استفاده از دستگاه

شدتهای نور توصیه شده را در جدول بخش "آماده کردن دستگاه برای استفاده" قسمت "تنظیم شدت نور" پیدا کنید تا ببینید کدام حالات برای رنگ پوست و موی بدن شما مناسب می باشد. از دستگاه در اتاقی که نور خوب داشته باشد استفاده کنید؛ این کار احساس برق فلش را کاهش می دهد. مناطقی که قصد دارید درمان کنید را قبل از استفاده از دستگاه اصلاح کنید (به فصل "آماده کردن برای استفاده" بخش "آماده کردن مناطق عملیات" مراجعه کنید).


اگر درمان در هر زمانی دیگر قابل تحمل نبود، شدت نور را کاهش دهید تا درمان مجدداً راحت و قابل تحمل گردد. اگر متوجه واکنشهای پوستی شدیدتر از قرمزی اندک شدید، عملیات را فوراً متوقف کرده و بخشی "اثرات جانبی و واکنشهای پوستی احتمالی" در این فصل را مطالعه کنید.

استفاده بار اول و آزمایشی پوست

۱ ابزار بدن را به دستگاه وصل کنید.

ابزار بدن را می توان روی موهای زائد بدن در سراسر مناطق زیر گردن استفاده کرد (برای موارد استثناء به فصل "مهم"، بخش "موارد عدم استفاده" مراجعه کنید).

۲ منطقه ای نزدیک به منطقه ای که باید روی آن عملیات شود را انتخاب کنید.



جدول شدتهای نور توصیه شده در زیر به شما کمک می کند که شدت نور مناسب را انتخاب کنید.

۱ به جدول زیر مراجعه کنید تا شدت نوری که مناسب برای پوست و رنگ موی بدن شما می باشد را تعیین کنید و بررسی کنید که این روش برای شما مناسب باشد (اگر مناسب نباشد در جدول با علامت x مشخص شده است).

۲ هر منطقه از بدن و احتمالاً هر بخش از آن منطقه ممکن است بر اساس جدول زیر به شدت نور متفاوتی نیاز داشته باشد. روش زیر در شدت نور بالاتر مؤثر تر است، اما باید شدت نور را در صورت احساس درد یا ناراحتی کاهش دهید.

افرادی که دارای پوست تیره تر هستند احتمال سوزش پوست بیشتری دارند چون پوست آنان نور بیشتری جذب می کند. بنابراین شدتهای پایین برای افرادی که دارای پوست تیره تر هستند توصیه می شود.

پالس نوری که استفاده می کنید پوستتان را گرم یا داغ می کند اما هرگز نباید احساس ناراحتی کنید. برای جلوگیری از واکنشهای پوستی به فصل "استفاده از دستگاه"، بخش "اثرات جانبی و واکنشهای پوستی احتمالی" مراجعه کنید.

شدت نور توصیه شده (۱-۵)

در جدول زیر "x" به این معنی است که دستگاه برای شما مناسب نمی باشد.

رنگ و مشخصات پوست:	سفید (همیشه آفتاب سوخته، بدون برنزه شدن)	بژ (آفتاب سوختگی معمولی، حداقل برنژگی)	قهوه ای روشن (گاهی اوقات آفتاب سوخته، برنژگی خوب)	قهوه ای متوسط (بندرت آفتاب سوخته، برنژگی سریع و خوب)	قهوه ای تیره (به بندرت آفتاب سوخته، برنژگی بسیار خوب)	سیاه مایل به قهوه ای و تیره تر (بندرت یا بدون آفتاب سوختگی، برنژگی بسیار تیره)
--------------------	--	--	---	--	---	--

رنگ موی بدن:

بلوند تیره/قهوه ای روشن/قهوه ای تیره/منشکی	۵/۴	۵/۴	۵/۴	۴/۳	۳/۲/۱	x
سفید/خاکستری/قرمز/بلوند روشن	x	x	x	x	x	x

مهم

برای بررسی مناسب بودن Philips Lumea برای شما به بخش "Philips Lumea برای چه کسی مناسب نمی باشد؟" مراجعه کنید؟

اگر پوست شما در معرض نور طبیعی قرار گیرد یا به صورت مصنوعی برنزه شود، ممکن است پوست شما نسبت به عملیات قبل تیره تر شده باشد. جدول بالا را بررسی کرده تا تعیین کنید کدام تنظیمات برای رنگ پوست شما مناسب می باشد.

توصیه های برنزه شدن تابش آفتاب قبل از درمان

- بعد از برنزه شدن، حداقل ۴۸ ساعت قبل از استفاده از دستگاه صبر کنید. حمام آفتاب باعث می شود پوستتان تیره (برنزه) شود و/یا باعث آفتاب سوختگی شود (قرمز شدن پوست).
- بعد از ۴۸ ساعت، پوست را از نظر هر گونه سوختگی پوست بررسی کنید. از Philips Lumea تا زمانی که آفتاب سوختگی وجود داشته باشد استفاده نکنید.
- هنگامی که آفتاب سوختگی محو گردید، یک آزمایش پوست (به فصل "استفاده از دستگاه"، بخش "اولین استفاده" مراجعه کنید) در منطقه ای که قرار است عملیات شود اجرا کنید تا شدت نور لازم را تعیین کنید.
- اگر پوستتان برنزه است، یک آزمایش پوست (به فصل "استفاده از دستگاه"، بخش "اولین استفاده" مراجعه کنید) در منطقه ای که قرار است عملیات شود اجرا کنید تا شدت نور لازم را


۲ فیش کوچک را در دستگاه جا زده و آداپتور را به پریز وصل کنید.
چراغ شارژی به رنگ سبز برای نشان دادن شارژ شدن دستگاه چشمک زن خواهد شد.
هنگامی که باتریها کاملا شارژ شده باشند، چراغ شارژ بطور ممتد و به رنگ سبز روشن باقی خواهد ماند.

نکات:

- آداپتور و دستگاه هنگام شارژ گرم می شوند. این مسئله طبیعی است.
- در حین شارژ نمی توانید از دستگاه استفاده کنید.
- این دستگاه به سیستم حفاظت از داغ شدن بیش از حد باتری مجهز است و در صورتی که درجه حرارت اتاق بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد باشد، باتری را شارژ نخواهد کرد.

هرگز دستگاه و آداپتور را در حین شارژ نپوشانید.

۳ بعد از شارژ کردن، آداپتور را از پریز درآورده و فیش کوچک را از دستگاه جدا کنید.



آماده ساختن دستگاه برای استفاده

برای کسب نتایج مطلوب و بالاترین تاثیر از دستگاه، مناطقی که قصد دارید روی آنها را با دستگاه عملیات کنید به روشی که در زیر شرح داده شده است آماده کنید.

آماده کردن مناطق عملیات

۱ مناطقی که می خواهید عملیات کنید را تا زمانی که مو در آنها مجددا رشد می کند، اصلاح کنید.

توجه: اگر آخرین روش اپیلاسیون شما شامل درآوردن مو از ریشه بوده است (مانند اپیلاسیون با موم و غیره)، قبل از استفاده از Philips Lumea صبر کنید تا رشد موی قابل توجهی در آن مناطق مشاهده کنید. بجای اصلاح از کرمهای موبر استفاده نکنید.
لطفا توجه داشته باشید که عملیات در مناطق اصلاح نشده یا مناطقی که درست اصلاح نشده باشند تاثیرات نامطلوب خواهد داشت:

- چراغ پنجره خروج نور و ابزار ممکن است با مو و گرد و غبار آلوده شود. پنجره خروج نور و ابزار آلوده می تواند طول عمر و کارآمدی دستگاه را کاهش دهد. بعلاوه، سوختگیها/لکه های سیاه روی پنجره خروج نور و ابزار ایمنی ممکن است باعث دردناک شدن عملیات شده یا واکنشهای پوستی مانند قرمز شدن یا رنگ رفتگی پوستی را ایجاد کند.
- موهایی روی پوست شما ممکن است بسوزند و این کاربوی نامطبوعی را ایجاد خواهد کرد.

۲ پوست را تمیز کرده و مطمئن شوید که عاری از مو، کاملا خشک و عاری از مواد روغنی می باشد (مثلا وجود مواد آرایشی مانند دئودورانت، لوسیون، عطر، کرمهای برنزه شده یا کرم های ضد آفتاب).

۳ دستگاه، خصوصا پنجره خروج نور و ابزار ایمنی را به خاطر وجود موهایی که گیر کرده باشند، گرد و غبار و الیاف بررسی کنید. اگر هرگونه آلودگی مشاهده نمودید، دستگاه را طبق دستورالعملهای فصل "تمیز کردن و نگهداری" تمیز کنید.


نکات:

- اگر اصلاح کردن باعث ایجاد زخم یا جراحت شد، پوست شما ممکن است حساستر شود و درمان با نور ممکن است گاهی اوقات با ناراحتی همراه باشد.
- هنگامی که رشد موهای پتان متوقف شد که معمولا بعد از ۴ تا ۵ درمان اتفاق می افتد، دیگر لازم نخواهد بود که قبل از استفاده از دستگاه اصلاح کنید.

تنظیم شدت نور

Philips Lumea دستگاهی است که برای استفاده مصرف کننده در خانه طراحی شده است و بنابراین با دستگاههای حرفه ای نوری درمورد حس درد قابل مقایسه نمی باشد. پالسهای نور که توسط Philips Lumea ایجاد می شوند آرامتر و نرمتر از پالسهای دستگاههای حرفه ای است و بنابراین می توانید انتظار درمان راحت و مؤثرتری داشته باشید.

لازم است شدت نور روی پوست و موی بدن خود را به صورتی تنظیم کنید که احساس راحتی کنید.



- اگر از مواد یا داروهای حساس نمودن به نور استفاده می کنید، بسته بندی دارو را بررسی کنید و در صورت اینکه قید شده باشد واکنشهای حساسیت به نور، واکنشهای مسمومیت نور ایجاد می کند یا اگر باید هنگام استفاده از این دارو از آفتاب اجتناب کنید، هرگز از دستگاه استفاده نکنید.
- از داروهای ضد انعقاد مصرف می کنید یا اگر از آسپرین بسیار استفاده می کنید به صورتی که نمی توانید قبل از درمان به مدت حداقل ۱ هفته برای از بین رفتن تاثیر دارو آن را مصرف نکنید.
- از داروهای متوقف کننده سیستم ایمنی بدن استفاده می کنید.

هرگز از دستگاه در مناطق زیر استفاده نکنید:

- روی صورت.
- روی نوک سینه، دورپستان، لپهای واژن، واژن، مقعد و داخل سوراخ دماغ و گوش.
- مردان نباید از دستگاه روی پوست بیضه و صورت استفاده کنند.
- روی یا در نزدیکی موارد مصنوعی مانند پیوندهای سیلیکونی، ضریان سازها، درگاههای یا سوراخهای تزریق دارو (توزیع کننده انسولین).
- روی خالهای گوشتی، کک مکها، رگهای بزرگ، مناطق رنگی تیره، زخمها، عوارض پوستی بدون مشورت با دکتر. این کار ممکن است منجر به سوختگی و تغییر رنگ پوست شود.
- شود که شناسایی بیماریهای مربوط به پوست را در عمل دشوارتر می سازد (مانند سرطان پوست).
- روی زگیلها، خالکوبی ها یا آرایشهای دائمی. این کار ممکن است منجر به سوختگی و تغییر رنگ پوست شود.
- در مناطقی که از دئودورانتها یا دوام استفاده می کنید. این کار ممکن است منجر به واکنشهای پوستی شود. به فصل "استفاده از دستگاه"، بخش "اثرات جانبی و واکنشهای پوستی احتمالی" مراجعه کنید.

هرگز از دستگاه روی پوست سوخته، اخیراً برنزه شده (۴۸ ساعت قبل) یا پوست با برنژگی مصنوعی استفاده نکنید:

- هر نوع برنزه بودن پوست می توانید ایمنی عملیات را تحت تاثیر قرار دهد. این در مورد نور طبیعی خورشید و روشهای برنزه شدن مصنوعی مانند لوسیونهای برنزه کردن، دستگاههای برنزه کردن و غیره هم صدق می کند. اگر برنزه شده اید یا قصد دارید برنزه شوید، به فصل "آماده کردن دستگاه برای استفاده"، بخش "توصیه های برنزه شدن" مراجعه کنید.

توجه: این لیست کامل نمی باشد. اگر مطمئن نیستید که می توانید از دستگاه استفاده کنید، توصیه می کنیم با پزشک مشورت نمایید.

میدانهای الکترو مغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips از کلیه استانداردهای میدان الکترو مغناطیسی (EMF) پیروی می کند. در صورت استفاده صحیح و بهره گیری از دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما، طبق شواهد علمی موجود کنونی، استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.


شارژ کردن

قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار و هنگامی که باتریها خالی می باشد، باتریها را کاملاً شارژ کنید. شارژ کامل باتریها حدود ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه به طول می انجامد. هنگامی که چراغ شارژ در حین استفاده از دستگاه به رنگ نارنجی به نشانه ضعیف بودن باتری روشن شد، دستگاه را شارژ کنید. هنگامی که این حالت به وجود آید، ظرفیت باتری حداقل برابر با ۲۰ فلاش است.

باتریهای کاملاً شارژ شده حداقل می توانند ۳۰ بار با شدت نوره فلاش بزنند. دستگاه را هر سه تا ۴ ماه یکبار شارژ کنید حتی اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نکرده باشید.

دستگاه را به روشی زیر شارژ کنید:

- ۱ دستگاه را خاموش کنید.



موارد زیر را برای جلوگیری از کاهش طول عمر Philips Lumea در نظر داشته باشید:

- در حین استفاده، دستگاه را در معرض درجه حرارت‌های کمتر از ۱۵ درجه سانتی گراد یا بالاتر از ۳۵ درجه سانتی گراد قرار ندهید.
- این دستگاه مجهز به سیستم داخلی حفاظت در برابر داغ شدن بیش از حد می باشد. اگر دستگاه بیش از حد داغ شود، فلاش نخواهد زد. دستگاه را خاموش نکنید و قبل از ادامه مجدد عملیات ۱۵ دقیقه آن را رها کرده تا دستگاه خنک شود.
- همیشه دستگاه را برای بازدید یا تعمیر نزد مرکز خدمات مجاز Philips ببرید. تعمیر دستگاه توسط افراد غیر مجاز می تواند باعث ایجاد موقعیتهای بسیار خطرناک برای استفاده کننده گردد.
- هرگز از دستگاه در مواردی که در بخش موارد عدم استفاده ذکر شده است، استفاده نکنید.

Philips Lumea برای چه کسی مناسب نمی باشد؟

Philips Lumea برای استفاده همه طراحی نشده است. اگر یکی از موارد زیر در مورد شما صدق کند، این دستگاه برای استفاده شما مناسب نمی باشد!

موارد عدم استعمال

هرگز از دستگاه در صورتی باردار بودن یا شیر دادن استفاده نکنید.

هرگز از دستگاه در صورتی که پوست شما و/یا رنگ مو نامناسب است، استفاده نکنید، یعنی:

- اگر رنگ طبیعی موی شما در مناطق عملیات شده بلوند روشن، سفید، خاکستری یا قرمز باشد.
- اگر نوع پوست شما از نوع VI باشد (شما هرگز یا بندرت آفتاب سوخته می شوید و به رنگ بسیار تیره برنزه می شوید). در این حالت خطر ایجاد واکنشهای پوستی مانند قرمزی قوی، سوختگیها یا رنگ رفتگی هنگام استفاده از Philips Lumea وجود دارد.

هرگز از دستگاه در صورت داشتن بیماریهای زیر استفاده نکنید، یعنی:

- بیماری پوستی مانند سرطان پوست فعال دارید، یا سابقه سرطان پوست یا سرطان موضعی دیگر در مناطقی که می خواهید عملیات انجام دهید داشته اید.
- زخمهای شبه سرطانی یا خالهای سیاه غیر عادی در مناطقی که باید درمان شود دارید.
- سابقه بیماری کلاژن و همچنین سابقه زخم کلوئید داشته اید یا زخمهای شما دیر خوب می شوند.
- سابقه بیماریهای عروقی مانند وجود رگهای واریسی یا تورم عروق در مناطقی که باید عملیات شوند داشته اید.
- پوست شما به نور حساس است و بسادگی جوش زده و واکنش آلرژیک از خود نشان می دهد.
- دارای عفونت، آگما، سوختگی، التهاب فولیکو مو، پارگی باز، سائیدگی، تب خال، زخم، جراحت و دمل خونی در مناطقی که باید عملیات شود هستید.
- در مناطقی که باید عملیات شوند جراحی انجام داده اید.
- به بیماری سرع یا حساسیت در برابر نور فلاش مبتلا هستید.
- به دیابت، سل جلدی، پروفیریا یا نارسایی قلبی مبتلا هستید.
- دارای عارضه خونریزی مبتلا هستید.
- سابقه بیماری بازدارنده ایمنی (مانند بیماری اچ آی وی یا ایدز) داشته اید.

هرگز از دستگاه در صورت مصرف داروهای زیر استفاده نکنید، یعنی:

- در مناطقی از پوست که در حال حاضر با آلفا هیدروکسی اسیدها (AHA)، بتا هیدروکسی اسیدها (BHA)، ایزوترتینوین موضعی و آزلائیک اسید قبل درمان شده اند یا در حال درمان می باشند.
- اگر هر گونه از ایزوترتینوین Accutane® یا Roaccutane® را ظرف شش ماه قبل مصرف کرده باشید. این روش پوست را نازک کرده و ممکن است باعث شود پوست پاره شده، زخم شده یا ملتهب شود.
- هنگامی که از مسکن استفاده کرده اید که باعث کاهش حساسیت پوست به حرارت می شود.

خطر



- آب و برق يك تركيب خطرناك است. دستگاه را در محیطهای مرطوب و خیس استفاده نکنید (مثلا درکنار حمام، دوش یا استخرشنا که پراز آب باشد).
- دستگاه و آداپتور را خشک نگاه دارید.
- اگر دستگاه خراب شد به بخشهای داخلی آن دست نزنید تا از خطر شوک الکتریکی جلوگیری بعمل آورید.
- هرگز شینی را وارد دستگاه نکنید.

هشدار

- این دستگاه برای استفاده اشخاصی که دارای وضعیت ضعیف جسمانی (شامل کودکان هم می شود) عقب ماندگی ذهنی و حسی هستند مناسب نمی باشد، مگر اینکه اینگونه اشخاص تحت آموزش و یا سرپرستی توسط افرادی که مسئولیت ایمنی آنان را بر عهده دارند قرار داشته باشند.
- کودکان باید تحت مراقبت قرار داشته باشند تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمی کنند. اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.
- این دستگاه برای استفاده کودکان کمتر از ۱۵ سال طراحی نشده است.
- نوجوانان بین ۱۵ و ۱۸ سال می توانند با موافقت و/یا کمک والدین خود یا فردی که مسئول آنان است از این دستگاه استفاده کنند. افراد بزرگسال ۱۹ ساله و بالاتر می تواند آزادانه از دستگاه استفاده کنند.
- فقط دستگاه را با آداپتور ارائه شده شارژ کنید.
- از دستگاه یا آداپتور در صورتی که صدمه دیده باشد استفاده نکنید.
- آداپتور دارای يك ترانسفورماتور است. سیم آداپتور را برای تعویض دو شاخه آن با نوع دیگر قطع نکنید چون باعث بروز يك موقعیت خطرناك می شود.
- در صورت صدمه دیدن آداپتور، برای اجتناب از خطر همیشه آن را با يك نوع اصلی تعویض کنید.
- در صورتی که فیلتر ماوراء بنفش پنجره خروج نور آسیب دیده باشد از دستگاه استفاده نکنید.

برای جلوگیری از آسیب رساندن به دستگاه موارد زیر را رعایت کنید:

- مطمئن شوید که چیزی جریان هوا در شکافهای تهویه را مسدود نکرده باشد.
- هرگز دستگاه را در برابر ضربات سنگین قرار ندهید یا آن را تکان ندهید یا نیندازید.
- اگر دستگاه را از محیطی بسیار سرد به محیط بسیار گرم یا برعکس می برید، قبل از استفاده از آن حدود ۲ ساعت صبر کنید.
- دستگاه را در کیسه نگهداری کنید تا گرد و غبار روی آن ننشیند.
- هرگز دستگاه را در زمانی که به برق وصل است، بدون مراقب رها نکنید. همیشه دستگاه را بعد از استفاده خاموش کنید.
- دستگاه را برای مدت طولانی در معرض نور مستقیم خورشید یا اشعه ماوراء بنفش قرار ندهید.
- از فلاش در برای سطح دیگری غیر از پوست استفاده نکنید. این کار می تواند باعث صدمات جدی به ابزارها و/یا پنجره خروج نور شود. فقط هنگامی که دستگاه با پوست در تماس است فلاش بزنید.

احتیاط

- این دستگاه فقط برای برطرف کردن موی زائد بدن در مناطق زیر گردن طراحی شده است: از دستگاه برای موارد دیگر استفاده نکنید.
- از این دستگاه فقط با تنظیماتی که مناسب برای پوست شما است استفاده کنید. استفاده از تنظیماتی که بالاتر از موارد توصیه شده باشد، می تواند خطر واکنشهای پوستی و اثرات جانبی را افزایش دهد.

*برای استفاده به طور متوسط و برنامه استفاده توصیه شده برای یک کاربر.

روشنی کارفن آوری نورشدید پالسی Philips

رشد مو

سرعت رشد مو از فردی تا فرد دیگر براساس سن، سوخت و ساز بدن و عوامل دیگر متفاوت است. اما موی همه افراد معمولاً در ۳ مرحله رشد می‌کند.

۱ مرحله رشد (مرحله آناژن)

مو به صورت فعال از ریشه رشد می‌کند. در این مرحله غلظت ملانین بسیار بالا است. ملانین عمل رنگ آمیزی مو را انجام می‌دهد. غلظت ملانین همچنین عامل تعیین کننده کارآمدی این روشن می‌باشد. فقط موهایی که در مرحله رشد باشند را می‌توان با نور عملیات نمود.

۲ مرحله از هم پاشیدگی (مرحله کاتازن)

رشد مو متوقف شده و ریشه مو قبل از ریختن مو جمع می‌شود.

۳ مرحله استراحت (مرحله تلوزن)

موی قدیمی از فولیکول جدا شده و می‌ریزد. فولیکول در حالت استراحت باقی می‌ماند تا ساعت طبیعی به او بگوید که مجدداً فعال شده و موی جدید برویاند.

روشنی کار

دستگاه با گرم کردن مو و ریشه آن که زیر پوست قرار دارد کار می‌کند. ملانین موجود در مو و ریشه مو پالسه‌ای نورها شده را جذب می‌کنند. هر چه رنگ مو تیره تر باشد نور بیشتری را جذب خواهد کرد. این عمل باعث می‌شود مو وارد حالت استراحت شود.

مو اکنون به صورت طبیعی ریزش کرده و از رشد مو جلوگیری به عمل می‌آید. موها بین یک تا دو هفته ریزش خواهند کرد. رفع موی مطلوب را نمی‌توان در عرض یک جلسه انجام داد چون فقط موهایی که در مرحله رشد قرار دارند را می‌توان با نور عملیات نمود. در حین عملیات، موها در منطقه عملیات شده معمولاً در مراحل متفاوتی از سیکل رشد مو قرار دارند. برای کار مؤثر روی تمام مو باید عملیات را هر دو هفته یکبار برای چند نوبت تکرار کنید.

فیلتر نوری یکپارچه دستگاه باعث می‌شود نور ماوراء بنفش به پوست نرسد و تضمین کننده ایمنی دستگاه برای پوست است.

شرح کلی (شکل ۲)

- A پنجره خروج نور با فیلتر یکپارچه ماوراء بنفش
 - B ابزار بدن
 - C قاب فلزی درون ابزار
 - D سیستم ایمنی (حلقه ایمنی با سوئیچهای تماسی)
 - E دکمه فلاش
 - F چراغهای شدت نور (۱-۵)
 - G ▲ دکمه افزایش شدت
 - H ▼ دکمه کاهش شدت
 - I چراغ شارژ و نشانگر ضعیف بودن باتری
 - J دکمه روشن/خاموش
 - K چراغ "Ready to flash"
 - L سوکت دستگاه
 - M آداپتور
 - N دوشاخه کوچک
 - O روزه های هوا
- همچنین: کیسه و پارچه تمیز کردن

مهم

این راهنمای کاربر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را در محلی برای مراجعات آینده نگهداری کنید.

محیط زیست 57
جدا کردن باتریهای قابل شارژ 56
ضمانت و سرویس 55
مشخصات فنی 55
عیب یابی 54

مقدمه

بخاطر این خرید به شما تبریک می گوئیم و به Philips خوش آمدید! برای استفاده کامل از پشتیبانی ارائه شده Philips، محصول خود را در www.philips.com/lumea ثبت کنید. رفع مو با نور یکی از مؤثرترین روشها برای از بین بردن موهای ناخواسته بدن با نتایج بادوام می باشد. این روش با روشهای رفع موی خانگی متفاوت است چون به طرز چشم گیر رشد مو را کاهش می دهد. Philips این روش را با متخصصین پوست معروف به مدت بیش از ۱۰ سال بررسی کرده است. اکنون می توانید از این فن آوری جدید در آرامش خانه خود، در هر زمان و هر مکان که بخواهید استفاده کنید.

این دستگاه برای استفاده خانمها طراحی و بهینه شده است ولی آقایان هم می توانند از آن استفاده کنند.

این دستگاه برای رفع موی بدن در مناطق زیر طراحی شده است:

- زیر بغل
- بازوها
- شکم
- منطقه بیکینی
- ساقها

از Philips Lumea روی صورت استفاده نکنید.

Philips Lumea فقط برای استفاده توسط یک نفر طراحی شده است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد Philips Lumea با www.philips.com/lumea مراجعه کنید.

به صفحه اصلی ما جهت بهنگامهای جدید به طور منظم مراجعه کنید.

مزایا

این دستگاه مزایای زیر را ارائه می کند:

فن آوری نور شدید پالسی (IPL) برای استفاده در منزل

Philips Lumea از فن آوری نوری به نام "نور شدید پالسی" (IPL) استفاده می کند. IPL همچنین در بازار زیبایی حرفه ای برای رفع مو استفاده می شود و در پانزده سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. Philips Lumea اکنون این فن آوری مبتکرانه را در آسایش خانه شما ارائه می کند.

جلوگیری مؤثر از رشد مجدد مو برای صافی بودن دائمی پوست

این روش عدم رشد موی با دوام و پوست صاف و ابریشمی را ارائه می کند. تحقیقات ما نشان می دهد بعد از دو بار عملیات، مو به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند. بهترین نتایج معمولاً بعد از چهار تا پنج بار عملیات به دست می آید. کاهش تراکم مو در هر بار عملیات قابل مشاهده است. سرعت اثر عملیات و دوام آن از فردی تا فرد دیگر متفاوت است. برای اطلاعات بیشتر به بخش "روش کسب نتیجه مطلوب" در بخش "استفاده از دستگاه" مراجعه کنید.

عملیات روان و نرم حتی روی مناطق حساس بدن

Philips Lumea با همکاری تنگاتنگ با متخصصان مشهور پوست برای یک عملیات مؤثر و نرم حتی روی مناطق حساس بدن طراحی شده است.

عملیات بدون سیم برای حداکثر آزادی و انعطاف پذیری

چون دستگاه با باتریهای قابل شارژ کار می کند، قابل حمل بوده و همه جا می توان از آن استفاده کرد.

چراغ نیاز به تعویض ندارد

Philips Lumea مجهز به یک لامپ با دوام می باشد که نیازی به تعویض ندارد. این لامپ می تواند ۸۰۰۰۰ فلاش تولید کند و می توانید به طور مداوم به مدت ۵ سال* با صرفه جویی در هزینه تعویض لامپهای گرانقیمت از آن استفاده کنید.

فهرست مطالب

مقدمه	70
مزایا	70
فن آوری نور شدید پالسی (IPL) برای استفاده در منزل	70
جلوگیری مؤثر از رشد مجدد مو برای صافی بودن دائمی پوست	70
عملیات روان و نرم حتی روی مناطق حساس بدن	70
عملیات بدون سیم برای حداکثر آزادی و انعطاف پذیری	70
چراغ نیاز به تعویض ندارد	70
روش کار فن آوری نور شدید پالسی Philips	69
رشد مو	69
روش کار	69
شرح کلی	69
مهم	69
خطر	68
هشدار	68
برای جلوگیری از آسیب رساندن به دستگاه موارد زیر را رعایت کنید:	68
احتیاط	68
موارد زیر را برای جلوگیری از کاهش طول عمر Philips Lumea در نظر داشته باشید:	67
Philips Lumea برای چه کسی مناسب نمی باشد؟	67
موارد عدم استفاده	67
هرگز از دستگاه در صورتی باردار بودن یا شیر دادن استفاده نکنید.	67
هرگز از دستگاه در صورتی که پوست شما و/یا رنگ مو نامناسب است، استفاده نکنید، یعنی:	67
هرگز از دستگاه در صورت داشتن بیماریهای زیر استفاده نکنید، یعنی:	67
هرگز از دستگاه در صورت مصرف داروهای زیر استفاده نکنید، یعنی:	67
هرگز از دستگاه در مناطق زیر استفاده نکنید:	66
هرگز از دستگاه روی پوست سوخته، اخیراً برنزه شده (۴۸ ساعت قبل) یا پوست با برنزهگی مصنوعی استفاده نکنید:	66
میدانهای الکترو مغناطیسی (EMF)	66
شارژ کردن	66
آماده ساختن دستگاه برای استفاده	65
آماده کردن مناطق عملیات	65
تنظیم شدت نور	65
شدت نور توصیه شده (۵-۱)	64
مهم	64
توصیه مربوط به برنزه شدن	64
استفاده از دستگاه	63
استفاده بار اول و آزمایش پوست	63
موارد استفاده بعد	62
رهنمودهای علمیات	60
میانگین زمان عملیات	60
استفاده از دستگاه روی ساقها	60
استفاده از دستگاه در منطقه بیکینی	59
استفاده از دستگاه برای زیر بغل	59
روش کسب نتیجه مطلوب	59
مرحله نگهداری	59
اثرات جانبی و واکنشهای پوستی احتمالی	59
پس از استفاده	58
تمیز کردن و نگهداری	58
ذخیره	57
تعویض	57
تعویض قطعات	57

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
أشعر بأن الجلد يكون أكثر حساسية أثناء المعالجة عن الطبيعي.	كثافة الضوء التي تستخدمها عالية جدًا.	تحقق من اختيار المستوى الصحيح لكثافة الضوء. وعند الضرورة، اختاري مستوى أقل لكثافة الضوء.
	لم تحلّي المناطق المراد معالجتها.	احلّقي المناطق المراد معالجتها قبل استخدام الجهاز. إذا كانت الحلاقة تُسبب تهيج الجلد، قومي بتشذيب الشعيرات على أقصر طول ممكن واستخدمي إعداد مريح.
	فلتر الأشعة فوق البنفسجية في نافذة خروج الضوء مكسور.	في حال انكسار فلتر الأشعة فوق البنفسجية الخاص بنافذة خروج الضوء، لا تستخدمي الجهاز. اتصلي بمركز رعاية العملاء أو موزع أجهزة Philips أو مركز صيانة Philips في بلدك.
	الجهاز معيب.	اتصلي بمركز رعاية العملاء أو موزع أجهزة Philips أو مركز صيانة Philips في بلدك.
أشعر بأن لا يمكن تحمله عند استخدام الجهاز.	لم تحلّي المناطق المراد معالجتها.	احلّقي المناطق المراد معالجتها قبل استخدام الجهاز. إذا كانت الحلاقة تُسبب تهيج الجلد، قومي بتشذيب الشعيرات على أقصر طول ممكن واستخدمي إعداد مريح.
	لقد قمت باستخدام الجهاز على منطقة غير مُخصص لمعالجتها.	يجب ألا تستخدمي الجهاز على الشفرين الداخليين والمهبل وفتحة الشرج والحلمتين والتهالوت والشفتين والجزء الداخلي من فتحتي الأنف والأذنين وفي منطقة العينين والحوالب. يجب ألا تستخدم على الوجه أو كيس الصفن "وعاء الخصيتين".
	لقد استخدمت مستوى لكثافة الضوء عالي جدًا بالنسبة لك.	قللي كثافة الضوء إلى مستوى مُريح بالنسبة لك. انظري فصل "التجهيز للاستخدام"، قسم "ضبط كثافة الضوء".
	نافذة خروج الضوء مكسورة.	إذا كانت نافذة خروج الضوء مكسورة، لا تستخدمي الجهاز مع هذا الملحق بعد الآن. توجهي إلى الموزع أو مركز خدمة Philips أو اتصلي بمركز رعاية العملاء لاستبدال الملحق.
	هذا الجهاز غير مناسب للون بشرتك.	لا تستخدمي الجهاز إذا كانت بشرتك داكنة جدًا. ولا تستخدميه أيضًا إذا كان لون شعر جسمك أشقر فاتح أو أحمر أو رمادي أو أبيض.
المناطق المعالجة تتعرض للإحمرار بعد المعالجة.	الحمرة الخفيفة لا تُعتبر ضارة وهي طبيعية وتختفي بسرعة.	لا توجد إجراءات مطلوبة.
تفاعل الجلد بعد المعالجة يدوم أكثر من المعتاد.	لقد استخدمت مستوى لكثافة الضوء عالي جدًا بالنسبة لك.	اختاري مستوى أقل لكثافة الضوء في المرة القادمة. انظري فصل "التجهيز للاستخدام"، قسم "ضبط كثافة الضوء".
		إذا استمر التفاعل الجلدي لأكثر من ٣ أيام، اتصلي بالطبيب المعالج.
نتائج إزالة الشعر غير مرضية.	لقد استخدمت مستوى لكثافة الضوء منخفض جدًا بالنسبة لك.	اختاري مستوى أعلى لكثافة الضوء في المرة القادمة.
	لم تقومي بعمل التراكبات الكافية عند استخدام الجهاز.	للحصول على نتائج ملائمة لإزالة الشعر، يجب عمل تراكبات عند استخدام الجهاز. انظري فصل "استخدام الجهاز"، الخطوة ١١.

المتكلة	السبب المحتمل	الحل
لم يتم إدخال المهائ في مقبس الحائط بالشكل الملائم و/أو إدخال القابيس الصغير في مقبس الجهاز بالشكل الملائم.	لم يتم إدخال المهائ في مقبس الحائط بالشكل الملائم و/أو لم يتم إدخال القابيس الصغير في مقبس الجهاز بالشكل الملائم.	تأكد من إدخال المهائ في مقبس الحائط بالشكل الملائم و/أو إدخال القابيس الصغير في مقبس الجهاز بالشكل الملائم.
الجهاز معيب.	اتصل بمركز رعاية العملاء أو موزع أجهزة Philips أو مركز صيانة Philips في بلدك.	
قمت بتشغيل الجهاز لكن لا يمكن زيادة أو تقليل كثافة الضوء.	يجب إعادة ضبط الجهاز.	لإعادة ضبط الجهاز، أوقف تشغيل الجهاز ثم شغله مرة أخرى. وإذا استمرت عدم القدرة على ضبط كثافة الضوء، اتصل بمركز رعاية العملاء أو بموزع أجهزة Philips أو مركز صيانة Philips في بلدك.
لمبة "الاستعداد للوميض" لا تضيء عندما أضع الجهاز على البشرة.	لم تضعي الملحق مع حلقة الأمان بالشكل الملائم على البشرة.	ضعي الجهاز بزاوية ٩٠ درجة على البشرة بحيث تكون جميع مفاتيح التلامس ملائمة للبشرة. بعدئذ تحقق مما إذا كانت لمبة "الاستعداد للوميض" مضيئة واضغطي على زر الوميض.
إذنا لم نبلغ ذلك، ضعي الجهاز جزء من جسمك بحيث يمكن تحقيق التلامس التام مع البشرة، على الذراع الأسفل على سبيل المثال. بعدئذ تحقق من عمل لمبة "الاستعداد للوميض". إذا كانت لمبة "الاستعداد للوميض" لا تزال غير عاملة عند وضع الجهاز على البشرة، اتصل بمركز رعاية العملاء أو موزع Philips أو مركز صيانة أجهزة Philips في بلدك.		
حلقة الأمان متسخة.	نظفي حلقة الأمان بحرص. إذا لم تتمكن من تنظيف حلقة الأمان بالشكل الملائم، اتصل بمركز رعاية العملاء أو موزع Philips أو مركز صيانة أجهزة Philips في بلدك لاستبدال الملحق.	
لمبة "الاستعداد للوميض" لا تضيء عندما أضع الملحق على البشرة، لكن مروحة التبريد تعمل.	تم تنشيط خاصية الحماية من السخونة الزائدة.	عند تنشيط خاصية الحماية من السخونة الزائدة، سوف تستمر المروحة في العمل. لا توقف تشغيل الجهاز واتركه لمدة ١٥ دقيقة حتى يبرد قبل الاستمرار في استخدامه. إذا كانت لمبة "الاستعداد للوميض" لا تزال غير عاملة عند وضع الجهاز على البشرة، اتصل بمركز رعاية العملاء أو موزع Philips أو مركز صيانة أجهزة Philips في بلدك.
تضيء لمبة "الاستعداد للوميض" بالأخضر لكن الجهاز لا يصدر ومضات عندما أضغط على زر الوميض.	يجب إعادة ضبط الجهاز.	لإعادة ضبط الجهاز، أوقف تشغيل الجهاز وشغله مرة أخرى. إذا أضاءت لمبة "الاستعداد للوميض" بالأخضر لكن الجهاز لا يزال لا يصدر وميض عندما تضغطين على زر الوميض، اتصل بمركز رعاية العملاء أو بموزع Philips أو مركز صيانة أجهزة Philips.
يسخن الجهاز أثناء الاستخدام.	يُعد ذلك أمرًا طبيعيًا.	لا توجد إجراءات مطلوبة.
الجهاز لا يعرض مستوى كثافة الضوء I عندما أشغله.	يجب إعادة ضبط الجهاز.	لإعادة ضبط الجهاز، أوقف تشغيله ثم شغله مرة أخرى. وإذا كان الجهاز لا يزال لا يعرض مستوى كثافة الضوء I، اتصل بمركز رعاية العملاء أو بموزع Philips أو مركز صيانة أجهزة Philips.
تنبعث رائحة غريبة من الجهاز.	يوجد انساخ بالملحق و/أو زجاج الفلتر.	نظفي الملحق بحذر. إذا لم تتمكن من تنظيف الملحق بالشكل الملائم، اتصل بمركز رعاية العملاء أو موزع Philips أو مركز صيانة أجهزة Philips في بلدك لاستبدال الملحق.
لم تحلقي المنطقة المراد معالجتها بالشكل الملائم.	في حال وجود شعيرات بالمنطقة المراد معالجتها، يمكن أن تحترق هذه الشعيرات عند استخدام الجهاز. ونتيجة لذلك، سوف تلاحظين وجود رائحة غريبة. احلقي المنطقة المراد معالجتها قبل استخدام الجهاز. إذا كانت الحلاقة تسبب تهيج الجلد، قومي بتنشيد الشعيرات على أقصر طول ممكن واستخدمي إعداد مريح.	
لقد قمتي بتخزين الجهاز في بيئة ترابية.	تحتفي الرائحة الكريهة بعد بضع ومضات قليلة.	

الضمان والصيانة

إذا كنت في حاجة إلى الخدمة أو المعلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة، يرجى زيارة موقع الويب الخاص بشركة Philips على www.philips.com أو اتصل بمركز رعاية عملاء Philips في بلدك (ستجدين رقم الهاتف في كتيب الضمان العالمي). في حال عدم وجود مركز خدمة عملاء في بلدك، توجهي إلى موزع Philips المحلي الخاص بك.

المواصفات الفنية

SC2001/01


الفولتية المقدرة	١٠٠ فولت - ٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠ هرتز - ٦٠ هرتز
الإدخال المقدر	٧,٥ واط
الحماية ضد الصدمة الكهربائية	الفئة الثانية 
معدل الحماية	٢٠ IP (EN ٦٠٢٩)
ظروف التشغيل	درجة الحرارة: ١٥+ إلى ٣٥+ درجة مئوية الرطوبة النسبية: ٢٥٪ إلى ٩٥٪
ظروف التخزين	درجة الحرارة: صفر إلى ٦٠+ درجة مئوية الرطوبة النسبية: ٥٪ إلى ٩٥٪
طيف ملحق الجسم	> ٥٧٠ نانومتر
بطارية ليثيوم-أيون	٣,٧ × ٢ فولت ١٥٠٠ ملي أمبير ساعة

دليل حل المشكلات


يأخذ هذا الفصل المشاكل العامة التي يمكن أن تواجهها مع استخدام الجهاز. إذا لم يمكنك حل هذه المشكلة باستخدام المعلومات التالية، يرجى الاتصال بمركز رعاية العملاء في بلدك (ستجدين رقم الهاتف الخاص به في كتيب الضمان العالمي).

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل.	البطاريات القابلة للشحن فارغة.	اشحن الجهاز (انظري فصل "الشحن").
	الجهاز معيب.	اتصلي بمركز رعاية العملاء أو موزع أجهزة Philips أو مركز صيانة Philips في بلدك.
الجهاز يتوقف فجأة.	البطاريات القابلة للشحن فارغة.	اشحن الجهاز (انظري فصل "الشحن").
المهايئ يسخن خلال الشحن.	يُعد ذلك أمرًا طبيعيًا.	لا توجد إجراءات مطلوبة.
لمبة الشحن لا تضيء عند إدخال القابس الصغير في مقبس الجهاز.	لم تضعي المهايئ في مقبس الحائط.	ادخلي القابس الصغير في مقبس الجهاز وضعي المهايئ في مقبس الحائط.
مقبس الحائط لا يوجد به تيار كهربائي.	مقبس الحائط لا يوجد به تيار كهربائي.	وصلي جهاز آخر بمقبس الحائط للتحقق من أن مقبس الحائط يحتوي على تيار كهربائي. إذا كان المقبس يحتوي على تيار كهربائي لكن الجهاز لا يزال غير قادر على الشحن، اتصل بمركز رعاية العملاء أو موزع Philips أو مركز صيانة Philips في بلدك.


٣ فكّي المسمارين اللولبيين الموجودين في قاع المقبض باستخدام مفك مسامير لولبية.




٣ فكّي الجزء السفلي من المقبض واقطعي السلكين الموصلين للجزء السفلي من الجهاز.




٤ انزعي موصلات البطارية من الوصلات الطرفية للبطارية باستخدام زرادية بأنف طويلة.



٥ انزعي البطاريات القابلة للشحن من الجهاز باستخدام زرادية بأنف طويلة.



٦ اقطعي السلكين كل على حدة لضمان عدم وقوع حوادث بسبب إمكانية حدوث الشحن المتبقي.



- ٢ نظفي الجهاز قبل تخزينه.
- ٣ ضعي الجهاز في الحقيبة المزودة.
- ٤ خزن الجهاز في مكان جاف وفي درجة حرارة بين ٠ درجة مئوية و ٦٠ درجة مئوية.

الاستبدال

إذا كنت تحتاجين إلى استبدال أحد الأجزاء أو شراء جزء إضافي، توجهي إلى موزع Philips أو قومي بزيارة www.philips.com/support. إذا واجهت أي مشاكل في الحصول على الأجزاء، يرجى الاتصال بمركز رعاية عملاء Philips في بلدك.

قطع الاستبدال

قطع الاستبدال التالية متوفرة:

- ملحق الجسم
- المهائ
- حقيبة التخزين

البيئة

- لا تتخلصي من الجهاز مع المخلفات المنزلية العادية عند نهاية فترة استخدامه، لكن قومي بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدويره. تساعدن من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة.




- تحتوي البطارية الداخلية القابلة لإعادة الشحن على مواد يمكن أن تكون ملوثة للبيئة. احرصي دائمًا على نزع بطاريات الجهاز قبل التخلص منه وتسليمه إلى إحدى نقاط التجميع الرسمية. تتخلصي من البطاريات في نقطة رسمية لتجميع البطاريات. إذا واجهت أي مشكلة عند نزع البطاريات، يمكنك أيضًا أن تأخذي الجهاز إلى أحد مراكز الصيانة التابعة لشركة Philips. سيقوم العاملون بهذا المركز بنزع البطاريات نيابة عنك والتخلص منها بطريقة آمنة بيئيًا.



نزع البطارية القابلة لإعادة الشحن

لا تقومي بنزع البطارية القابلة لإعادة الشحن إلا إذا كانت فارغة تمامًا.

- ١ ادخلي مثقاب أو أي أداة مدببة أخرى في الغطاء السفلي للجهاز وفكي الغطاء السفلي.



تستخدمين الجهاز على الجروح المفتوح والالتهابات والعدوى والوشم والحروق...إلخ. لمزيد من المعلومات، انظري "هام"، قسم "موانع الاستعمال".

تعليمات ما بعد الاستخدام

- لا تضعي أي مستحضرات تجميل عطرية على المناطق المعالجة بعد عملية المعالجة مباشرة.
- لا تستخدمي مزيل العرق بعد معالجة الإبطين مباشرة. انتظري حتى تختفي أي حمرة للجلد تمامًا.
- للحصول على معلومات عن التعرض للشمس واكتساب الحمرة صناعيًا، انظري فصل "التجهيز للاستخدام"، قسم "نصائح متعلقة بالحمرة المكتسبة".

التنظيف والصيانة

لضمان الحصول على نتائج مثالية وعمر تشغيلي طويل للجهاز، قومي بتنظيف الجهاز قبل وبعد كل استخدام، وخلال المعالجة أيضًا إن لزم الأمر. يفقد الجهاز فعاليته إذا لم تحرصي على تنظيفه بالشكل الملائم.

لا تقومي أبدًا بتنظيف الجهاز أو أي جزء من أجزائه تحت الصنبور أو في غسالة الأطباق.

لا تستخدمي أدوات الفك أو مواد التنظيف الكاشطة أو أي سوائل مثل البنزين أو الأسيتون في تنظيف الجهاز.

لا تقومي مطلقًا بحدش نافذة خروج الضوء أو الإطار المعدني الموجود بداخل الملحق.

ملاحظة: تأكدي من أن مفاتيح التلامس الخاصة بحلقة الأمان لا تتسبب الأوساخ في إعاقتها.

ملاحظة: توقفي عن استخدام الجهاز إذا لم يعد بالإمكان تنظيف نافذة خروج الضوء أو الملحق.

١ اوقفي تشغيل الجهاز وافصله عن التيار الكهربائي واتركيه ليبرد.

ملاحظة: تسخن نافذة خروج الضوء أثناء الاستخدام. تأكدي من أنها باردة قبل تنظيفها.

٢ لإزالة الملحق، ضعي أصابعك في التجاويف الموجودة بالأجزاء العليا والسفلى واسحبي قليلًا. يجب أن تتمكني من فك الملحق بسهولة.

٣ بللي قطعة القماش الناعمة المزودة مع الجهاز باستخدام بضع قطرات من الماء واستخدميها في تنظيف الأجزاء التالية:




- نافذة خروج الضوء
- السطح الخارجي للملحق
- الإطار المعدني داخل الملحق

ملاحظة: إذا لم ينظف الماء بفعالية، استخدمي القليل من قطرات الكحول عالي التركيز في تنظيف الأجزاء المذكورة أعلاه.

ملاحظة: توضح هذه الصورة شكل نافذة خروج الضوء و/أو الملحق إذا كانت متسخة. تأكدي من تنظيف الجهاز قبل وبعد كل استخدام، وخلال المعالجة حسب التعليمات الواردة في هذا القسم أيضًا.

نصيحة: إذا لم يعد بالإمكان تنظيف حواف الملحق باستخدام قماشة التنظيف المرفقة، استخدمي ممسحة قطنية بدلًا من ذلك. تأكدي من عدم ترك أي زغب أو ألياف على الملحق أو على نافذة خروج الضوء.

٤ وعند الضرورة، نظفي السطح الخارجي للجهاز باستخدام قطعة القماش الناعمة الجافة المزودة مع الجهاز للتنظيف.



التخزين

١ اوقفي تشغيل الجهاز وافصله عن التيار الكهربائي واتركه ليبرد.

استخدام الجهاز على الإبطين

يرجى مراجعة جدول مستويات كثافة الضوء الموصى بها في فصل "التجهيز للاستخدام"، قسم "ضبط كثافة الضوء"، للتعرف على الإعدادات المناسبة للإبطين. تأكد من إزالة بقايا أي مزيل عرق أو عطر أو كريم أو منتجات العناية بالبشرة الأخرى من منطقة الإبطين قبل المعالجة.

نصيحة: للحصول على نتائج مثالية في الإبطين، قفي أمام مرآة لرؤية المنطقة المراد معالجتها وضوء "الاستعداد للوميض" بشكل مناسب. ارفعي ذراعك وضعي يدك على عنقك لشد الجلد في منطقة الإبط. وبهذه الطريقة يمكن ضغط حلقة الأمان بشكل أكثر سهولة على الجلد، مما يجعل المعالجة أكثر سهولة.

ملاحظة: الضوء المنعكس لا يسبب الضرر لعينيك. إذا كان الضوء المتشتت يسبب الإزعاج، اغلقي عينيك عند إطلاق ومضة.

كيفية تحقيق النتائج المثالية

- من الطبيعي أن تظل الشعيرات ظاهرة بعد المعالجات القليلة الأولى (انظري فصل "التعليمات"، قسم "مبدأ العمل" لمزيد من المعلومات).
- لإزالة كل الشعر بنجاح ومنع نشاط بصيلات الشعر مرة أخرى، يجب تكرار الجلسات العلاجية مرة واحدة كل أسبوعين بالنسبة لأول شهرين. بعدئذ ستصبح بشرتك ناعمة وخالية من الشعر. يرجى الاطلاع على قسم "مرحلة الصيانة" للتعرف على كيفية الاحتفاظ بهذه النتائج.

مرحلة الصيانة

- للتأكد من بقاء بشرتك ناعمة وخالية من الشعر، ننصحك بتكرار المعالجة كل أربعة إلى ستة أسابيع. يمكن أن يختلف الوقت بين المعالجات بناء على معدل إعادة نمو الشعر الخاص بك وحسب المناطق المختلفة من الجسم أيضًا. في حال نمو الكثير من الشعر مرة أخرى بين المعالجات، كل ما عليك هو تقليل الفترة الفاصلة بين الجلسات العلاجية مرة أخرى، لكن مع عدم إجراء المعالجة لأي منطقة لأكثر من مرة واحدة كل أسبوعين. عند استخدام الجهاز بشكل أكثر تكرارًا عن الموصى به، لن يؤدي ذلك إلى زيادة الفعالية، لكنه يتسبب في زيادة مخاطر التفاعلات الجلدية.

التفاعلات الجلدية والآثار الجانبية المحتملة التفاعلات الجلدية الشائعة:

- يمكن أن تحدث لبشرتك حمرة خفيفة و/أو وخز و/أو تهيج أو سخونة. يُعد هذا التفاعل غير ضار تمامًا وسرعان ما يختفي.
- يمكن أن يحدث تفاعل جلدي مشابه للسفع الشمسي في المنطقة المعالجة لفترة قصيرة. وإذا لم يختفي ذلك خلال ٢ أيام، ننصحك باستشارة الطبيب.
- يمكن أن يحدث جفاف للبشرة وحكة بسبب إجراء الحلاقة والمعالجة بالضوء في نفس الوقت. لا يسبب ذلك الضرر وسوف يختفي خلال أيام قليلة. يمكنك تبريد المنطقة باستخدام قطعة ثلج أو قطعة قماش مبللة. في حال استمرار الجفاف، يمكنك دهن مرطب غير عطري على المنطقة المعالجة بعد ٢٤ ساعة من المعالجة.

الآثار الجانبية النادرة:

- الحروق والاحمرار الشديد والتورم: هذه التفاعلات نادرة الحدوث للغاية. وهي تنتج عن استخدام كثافة ضوء عالية جدًا بالنسبة للون بشرتك. وإذا لم تختفي هذه التفاعلات خلال ٣ أيام، ننصحك باستشارة الطبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى يشفى الجلد تمامًا وتأكد من استخدام كثافة ضوء أقل.
- تشوه لون الجلد: يُعد ذلك نادر الحدوث للغاية. يظهر تشوه لون الجلد كبقعة أداكن أو أفتح من المنطقة المحيطة. ينتج ذلك عن استخدام كثافة ضوء عالية جدًا بالنسبة للون بشرتك. وإذا لم يختفي تشوه اللون خلال يومين (٢)، ننصحك باستشارة الطبيب. لا تقومي بمعالجة المناطق المشوهة حتى يختفي التشوه واستعادة بشرتك لونها الطبيعي.
- عدوى والتهاب الجلد: يُعتبر ذلك نادر الحدوث تمامًا وقد ينتج عن استخدام الجهاز على الجروح أو القروح التي تسببها الحلاقة أو على الجروح الموجودة بالفعل أو على الشعيرات النامية للداخل.
- الألم الشديد: يمكن أن يحدث ذلك خلال أو بعد المعالجة في حال استخدام الجهاز على بشرة غير محلوقة وإذا كنت تستخدمين الجهاز على مستوى عال جدًا لكثافة الضوء بالنسبة للون بشرتك وفي حال تعريض نفس المنطقة للوميض لأكثر من مرة واحدة وإذا كنت



إرشادات المعالجة

متوسط وقت المعالجة

المنطقة	الوقت التقريبي للمعالجة
الإبطين	١,٥ دقيقة لكل إبط
خط البيكيني	١,٥ دقيقة لكل جانب
منطقة البيكيني بالكامل	٥ دقائق
الجزء السفلي من أحد الساقين	١٢ دقيقة
ساق واحدة بالكامل	٢٠ دقيقة

ملاحظة: متوسطات أوقات المعالجة الموضحة أعلاه تم التوصل إليها في الأبحاث والاختبارات. يمكن أن تختلف أوقات المعالجة الفردية من شخص لآخر.

ملاحظة: توفر لك البطاريات مكتملة الشحن ٣٠ ومضة على الأقل على مستوى الكثافة ٥. وتتوقف المدة التي يمكنك استخدام الجهاز فيها على مساحة منطقة المعالجة وإعداد الكثافة المستخدم.

استخدام الجهاز على الساقين


يرجى مراجعة جدول مستويات كثافة الضوء الموصى بها في فصل "التجهيز للاستخدام"، قسم "ضبط كثافة الضوء"، للتعرف على الإعدادات المناسبة لساقيك.

- يمكنك تحريك الجهاز لأعلى ولأسفل أو بشكل عرضي على الساقين، أيهما كان مريحاً بالنسبة لك.

ملاحظة: المناطق العظمية مثل عظمة الساق والكاحلين أكثر حساسية من مناطق الجسم الأخرى. عند ضغط الملحق على هذه المناطق بقوة، يمكن أن يصبح الجلد أكثر عرضة للتفاعلات الجلدية مثل التهيج والاحمرار. انظري قسم "التفاعلات الجلدية والآثار الجانبية المحتملة" في هذا الفصل. اضغطي الملحق على الجلد بالقوة الكافية لجعل لمبة "الاستعداد للوميض" تضيء، لكن ليس أقوى من ذلك.

نصيحة: يمكن أن يترك الجهاز أثراً على الجلد في المناطق المعالجة. وهذه الآثار يمكن الاعتماد عليها في تحديد مناطق المعالجة.

إذا كنت تستخدمين في معالجة المناطق العلوية والسفلية من ساقيك، قد تحتاجين إلى إعادة شحن الجهاز خلال المعالجة. يُعد ذلك أمراً طبيعياً. وتتوقف المدة التي يمكنك استخدام الجهاز فيها على مساحة منطقة المعالجة وإعداد الكثافة المستخدم.



نصيحة: العديد من المستخدمين يقومون بالجمع بين معالجات الساق والأنشطة الأخرى في المنزل مثل مشاهدة التلفزيون أو الاستماع للإذاعة. يمكنك أيضاً أن تجربتي ذلك لجعل تجربتك أكثر متعة وراحة.


استخدام الجهاز على منطقة البيكيني

يرجى مراجعة جدول مستويات كثافة الضوء الموصى بها في فصل "التجهيز للاستخدام"، قسم "ضبط كثافة الضوء"، للتعرف على الإعدادات المناسبة لمنطقة البيكيني.

I من حيث المبدأ فإن جهاز Lumea من Philips آمن ولطيف بالقدر الكافي لمعالجة منطقة البيكيني بالكامل (على الطريقة "البرازيلية" أو "الهوليوودية" على سبيل المثال). استخدمي إعداد أقل على مناطق البشرة الأظن والأكثر حساسية في منطقة البيكيني. لا تستخدمي الجهاز على الشفرين الداخليين والمهبل وفتحة الشرج. بالنسبة للرجال الذين يرغبون في منطقة العانة، يجب ألا يُستخدم الجهاز على الصفن "كيس الخصيتين".


ملاحظة: لأسباب متعلقة بالصحة العامة، احرصي دائماً على تنظيف الملحق قبل البدء في معالجة منطقة أخرى من الجسم.

٥ ضع الجهاز على بشرتك بزاوية ٩٠ درجة بحيث يكون الملحق وحلقة الأمان ملاصقين لبشرتك.




٦ اضغطي حلقة الأمان بالكامل على البشرة قليلاً.

ملاحظة: تحتوي حلقة الأمان على مفاتيح تلامس تكون معاً نظام الأمان للجهاز. وحلقة الأمان هذه تساعد على منع الوميض غير المقصود بدون ملاصقة الجلد.



تضيء لمبة "الاستعداد للوميض" في الجزء الخلفي من الجهاز بالضوء الأخضر عندما تكون جميع مفاتيح تلامس حلقة الأمان في تلامس مع الجلد ويكون الجهاز مشحوناً. يمكن أن يستغرق ذلك حتى ٣,٥ ثانية.

نصيحة: لسهولة الاستخدام، شدي المنطقة التي تريد معالجتها من الجلد. وبالنسبة للمناطق ذات الجلد الأنعم، قد تحتاجين إلى الضغط أكثر على الجهاز لضغط جميع مفاتيح التلامس.




٧ اضغطي على زر الوميض لإطلاق ومضة.

ملاحظة: إن الضوء المرئي الذي يُنتجه الجهاز هو انعكاس للوميض على الجلد ولا يُسبب الضرر للعينين. ليس من الضروري ارتداء نظارات أثناء الاستخدام.

٨ حرري زر الوميض بعد أن يومض الجهاز.

٩ بالنسبة للومضة التالية، كرري الخطوات من ٦ إلى ٩. وبعد كل ومضة يستغرق الأمر حتى ٣,٥ ثانية إلى أن يصبح الجهاز مستعداً للومضة التالية.




لا تكرر معالجة نفس المنطقة لعدة مرات في الجلسة الواحدة. لن يساعد ذلك في تحسين فعالية المعالجة، لكن يزيد من مخاطر التفاعلات الجلدية.

١٠ لتجنب ترك مناطق غير معالجة، احرصي دائماً على التأكد من عمل بعض التراكب مع المنطقة المعالجة من قبل عند وضع الجهاز على البشرة. يخرج الضوء الفعال من نافذة خروج الضوء فقط. تأكدي من عمل الومضات بالقرب من بعضها البعض.

١١ اوقفي تشغيل الجهاز بعد انتهاء المعالجة.


١٢ تحققي من نافذة خروج الضوء والملحق للكشف عن الشعيرات والأوساخ ونظفي الجهاز بعد الاستعمال (انظري فصل "التنظيف والصيانة").



٣ اضغطي على زر on/off (التشغيل / إيقاف التشغيل) لتشغيل الجهاز.
دائمًا ما يبدأ تشغيل الجهاز على أقل إعداد بشكل تلقائي.



٤ قومي بعمل ومضة واحدة على أقل كثافة موصى بها لنوع بشرتك (للاطلاع على التعليمات الخاصة بكيفية عمل ومضة، انظري الخطوات من ٦ إلى ٩ في قسم "الاستخدام اللاحق" بهذا الفصل).



٥ إذا كنت تشعرين بالراحة (عدم وجود ألم)، قومي بزيادة الإعداد بمستوى واحد في النطاق الموصى به بالنسبة لنوع بشرتك واستخدمي ومضة واحدة لكل إعداد. لا تعرضي نفس النقطة لأكثر من ومضة واحدة.

٦ بعد اختبار الجلد، انتظري لمدة ٢٤ ساعة وافحصي بشرتك للتحقق من حدوث أي تفاعلات. وفي حال حدوث تفاعلات في الجلد، اختاري أعلى إعداد لم يؤدي إلى أي تفاعلات جلدية للاستخدام لاحقًا.

عند استخدام الجهاز لأول مرة، ننصحك بأداء اختبار الجلد على المنطقة المراد معالجتها للتحقق من تفاعل بشرتك مع المعالجة وللتعود على المعالجة المعتمدة على الضوء.

الاستخدام اللاحق

١ قبل كل معالجة، نظفي الملحق ونافذة خروج الضوء والإطار المعدني الموجود بداخل ملحق Lumea من Philips. لمزيد من المعلومات، انظري فصل "التنظيف والصيانة".




٢ اضغطي على زر on/off (التشغيل / إيقاف التشغيل) لتشغيل الجهاز.
ملاحظة: من الطبيعي أن يسخن الجهاز والملحق خلال الاستخدام.

٣ ابدئي كل جلسة معالجة باختيار كثافة الضوء بحرص شديد، حسب حساسية بشرتك والإحساس بالمعالجة المريحة.



يمكن أن تتفاعل بشرتك بشكل مختلف باختلاف الأيام/المناسبات لعدة أسباب. لمزيد من المعلومات، انظري قسم "التفاعلات الجلدية والآثار الجانبية المحتملة" في هذا الفصل.

٤ اضغطي على زر ▲ لزيادة الكثافة. ولتقليل الكثافة، اضغطي على زر ▼.
في كل مرة تقومين بالضغط على الزر، سوف تبدأ لمبة الكثافة ذات الصلة في الوميض. يستغرق ذلك بضع ثواني.



- وبعد مرور الـ ٤٨ ساعة هذه، افحصي الجلد للتحقق من أي سفع شمسي متبقي. لا تستخدمِي جهاز Lumea من Philips في حال استمرار السفع الشمسي.
- وبعد اختفاء السفع الشمسي، قومي باختبار البشرة (انظري فصل "استخدام الجهاز"، قسم "الاستخدام لأول مرة") على المنطقة المراد معالجتها لتحديد كثافة الضوء الملائمة.
- إذا كانت بشرتك مكتسبة للحمرة، يرجى اختبار البشرة (انظري فصل "استخدام الجهاز"، قسم "الاستخدام لأول مرة") على المنطقة المراد معالجتها لتحديد كثافة الضوء الملائمة. إذا لم تقومي بذلك فسوف تكونين عرضة لخطر التفاعلات الجلدية بعد المعالجة باستخدام جهاز Lumea من Philips.

التعرض للشمس بعد المعالجة

- انتظري لمدة ٢٤ ساعة على الأقل بعد المعالجة قبل تعريض المناطق المعالجة المكشوفة للشمس. وحتى بعد مرور ٢٤ ساعة، تأكدي من أن البشرة المعالجة لا توجد بها المزيد من الحمرة الناتجة عن المعالجة قبل تعريضها للشمس.
- قومي بتغطية المناطق المعالجة عند الخروج في الشمس أو استخدامي حاجز لأشعة الشمس (SPF +٣٠) خلال أسبوعين من المعالجة.
- في حال تعريض المناطق المعالجة للشمس بعد المعالجة مباشرة وبدون حماية فيمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر التعرض للتفاعلات الجلدية والآثار الجانبية العكسية. انظري فصل "استخدام الجهاز"، قسم "التفاعلات الجلدية والآثار الجانبية المحتملة".

اكتساب الحمرة بالضوء الصناعي

- اتبعي التعليمات الموضحة في "التعرض للشمس قبل المعالجة" و"التعرض للشمس بعد المعالجة" أعلاه.

اكتساب الحمرة باستخدام الكريما

- في حال استخدام غسول اكتساب الحمرة الصناعية، انتظري حتى تختفي الحمرة الصناعية تمامًا قبل استخدام جهاز Lumea من Philips.
- ملاحظة: لمزيد من التفاصيل عن التفاعلات الجلدية غير المرغوب فيها، انظري فصل "استخدام الجهاز"، قسم "التفاعلات الجلدية والآثار الجانبية المحتملة".

استخدام الجهاز

يرجى مراجعة جدول مستويات كثافة الضوء الموصى بها في فصل "التجهيز للاستخدام"، قسم "ضبط كثافة الضوء"، للتعرف على مستويات كثافة الضوء الأكثر ملائمة لبشرتك ولون شعر جسمك. استخدمِي الجهاز في غرفة جيدة الإضاءة؛ يساعد ذلك في التقليل من أثر سطوع الوميض. احلقي المنطقة التي تنوين معالجتها قبل استخدام الجهاز (انظري فصل "التجهيز للاستخدام"، قسم "تجهيز مناطق المعالجة").


إذا كانت المعالجة مؤلمة بشكل لا يمكن تحمله في أي وقت، قومي بخفض إعداد كثافة الضوء حتى تصبح المعالجة مريحة مرة أخرى. وإذا لاحظت حدوث تفاعلات جلدية أقوى من الحمرة الخفيفة، أوقفِي العلاج فورًا واطلعي على قسم "التفاعلات الجلدية والآثار الجانبية المحتملة" في هذا الفصل.

الاستخدام لأول مرة واختيار الجلد

١ ركي ملح الجسم بالجهاز.

يمكن استخدام ملح الجسم لمعالجة شعر الجسم غير المرغوب فيه الذي ينمو في جميع مناطق الجسم أسفل الرقبة (للتعرف على الاستثناءات، انظري قسم "هام"، قسم "موانع الاستخدام").

٢ اختاري منطقة قريبة من المنطقة التي تريدين معالجتها.



يجب ضبط كثافة الضوء حسب بشرتك ولون شعر الجسم وعلى المستوى الذي تجدينه مريحاً بالنسبة لك.
الجدول التالي الموضح لمستويات كثافة الضوء الموصى بها يساعدك على تحديد كثافة الضوء المناسبة.

١ ارجعي إلى الجدول التالي لتحديد مستويات كثافة الضوء الأكثر ملائمة لبشرتك ولون شعر جسمك وللتحقق مما إذا كانت هذه الطريقة مناسبة لك (إذا لم تكن مناسبة لك فسوف يُشار إلى ذلك بـ x في الجدول).

٢ كل منطقة من الجسم وحتى أجزاء المنطقة الواحدة قد تتطلب مستويات مختلف ملائمة من كثافة الضوء وفقاً لجدول مستويات كثافة الضوء الموصى بها أدناه. هذه الطريقة تكون أكثر فعالية على مستويات كثافة الضوء العالية، لكن يجب تقليل كثافة الضوء إذا شعرت بأي ألم أو انزعاج.

الأشخاص أصحاب البشرة الأذكن معرضين بدرجة أكبر لخطر الإصابة بتهيج الجلد لأن بشرتهم تمتص الضوء أكثر. وبناء عليه يوصى باستخدام مستويات كثافة أقل بالنسبة للأشخاص أصحاب البشرة الأذكن.

من الجائز أن تشعرني بالدفع أو السخونة في جلدك مع استخدام مستوى نبض ضوء معين، لكن يجب ألا تشعرني بالألم مطلقاً. ولمنع التفاعلات الجلدية، انظري فصل "استخدام الجهاز"، قسم "التفاعلات الجلدية والآثار الجانبية المحتملة".

مستويات كثافة الضوء الموصى بها (٥-١)

في الجدول التالي، يُقصد بعلامة "x" أن الجهاز غير مناسب لك.

لون وخصائص الجلد:	بيج (يسهل)	بني فاتح (أحياناً ما)	بني متوسط (نادراً ما)	بني داكن (أحياناً ما)	أسود بني أو أذكن (نادراً ما تسفحه الشمس أو لا تسفحه مطلقاً، حمرة مكتسبة داكنة جداً)
أبيض دائماً ما تسفحه الشمس	أن تسفحه الشمس، الحد الأدنى من الحمرة المكتسبة)	تسفحه الشمس، حمرة مكتسبة جيدة)	تسفحه الشمس، حمرة مكتسبة سريعة (جيدة)	تسفحه الشمس، حمرة مكتسبة جيدة)	تسفحه الشمس، حمرة مكتسبة جيدة للغاية)
وبدون حمرة مكتسبة)					

لون شعر الجسم:

أشقر داكن/بني فاتح/بني/بني داكن/أسود	٥/٤	٥/٤	٥/٤	٤/٣	٢/٢/١	x
أبيض/رمادي/أحمر/أشقر فاتح	x	x	x	x	x	x

هام

للتحقق مما إذا كان جهاز Lumea من Philips مناسب بالنسبة لك، انظري قسم "من الذي لا يناسبه استخدام جهاز Lumea من Philips؟".

إذا تعرضت بشرتك لضوء الشمس الطبيعي أو لأي طريقة لاكتساب الحمرة المصطنعة، قد تصبح أذكن مما كانت عليه خلال المعالجة السابقة. راجعي الجدول أعلاه للتأكد من الإعدادات المناسبة للون بشرتك.

نصائح متعلقة بالحمرة المكتسبة التعرض للشمس قبل المعالجة

- إذا قمت بأخذ حمام شمس، انتظري لمدة ٤٨ ساعة على الأقل قبل استعمال الجهاز. يمكن أن يتسبب حمام الشمس في جعل البشرة داكنة (محمرة) أكثر أو/أو يمكن أن يُسبب السفع الشمسي (احمرار البشرة).


٢ ادخلي القابض الصغير في الجهاز وادخل المهائ في مقبض الحائط.

تومض لمبة الشحن بالأخضر للإشارة إلى أنه جاري شحن الجهاز.
عندما تكون البطاريات مكتملة الشحن، تضيء لمبة الشحن باللون الأخضر باستمرار.
ملاحظات:

- قد يسخن المهائ والجهاز أثناء الشحن. يُعد ذلك أمرًا طبيعيًا.
- لا يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن.
- هذا الجهاز مزود بألية للحماية من السخونة الزائدة ولا يقوم بالشحن إذا كانت درجة حرارة الغرفة تزيد عن ٤٠ درجة مئوية.

لا تقومي مطلقًا بتغطية الجهاز والمهائ أثناء الشحن.

٣ وبعد الشحن، انزعي المهائ من مقبض الحائط ثم انزعي القابض الصغير من الجهاز.



التجهيز للاستخدام

للحصول على نتائج مثالية وعلى أكبر تأثير، قومي بتجهيز المناطق التي تنوين استخدام الجهاز عليها بالشكل الموضح أدناه.

تجهيز مناطق المعالجة

١ احلقي المناطق التي تنوين معالجتها كلما كنت تشعرين بإعادة نمو الشعر.

ملاحظة: إذا كانت آخر طريقة مستخدمة في إزالة الشعر كانت تشمل إزالة الشعيرات من جذورها (مثل نشف الشعر والإزالة بالشمع... إلخ)، انتظري حتى تلاحظين إعادة نمو الشعر بشكل كبير قبل استخدام جهاز Lumea من Philips. لا تستخدمى كريمات إزالة الشعر بدلًا من الحلاقة.

يرجى ملاحظة أن المعالجة على مناطق غير محلوقة أو محلوقة بشكل غير ملائم تؤدي إلى عدد من الآثار غير المرغوب فيها:

- يمكن أن تلوث نافذة خروج الضوء والملحق بالشعيرات المتطايرة والأوساخ. في حال تلوث نافذة خروج الضوء والملحق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل عمر وفعالية الجهاز. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب الحروق أو النقاط السوداء التي تظهر على نافذة خروج الضوء والملحق بسبب التلوث إلى جعل عملية المعالجة مؤلمة أو قد تسبب التفاعلات الجلدية مثل الاحمرار وتغير اللون.
- يمكن أن تتعرض الشعيرات النامية على جلدك للحرق، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة.

٢ نظفي بشرتك وتأكدى من أنها خالية من الشعر وجافة تمامًا وخالية من أي مواد زيتية (مثل الموجودة في منتجات التجميل مثل مزيلات العرق والفسول والعلطور وكريمات اكتساب الحمرة والمواد الواقية من أشعة الشمس).


٣ افحصي الجهاز، خاصة نافذة خروج الضوء والملحق، للكشف عن الشعيرات المحتجزة والأتربة والألياف. إذا لاحظت وجود أي تلوث، نظفي الجهاز وفقًا للتعليمات الواردة في فصل "التنظيف والصيانة".

ملاحظات:

- إذا كانت الحلاقة تُسبب الجروح أو الآفات، يمكن أن تصبح بشرتك أكثر حساسية وقد تشعرين بأن المعالجة بالضوء غير مريحة في بعض الأحيان.
- بمجرد توقف الشعيرات عن إعادة النمو، وهو ما يحدث عادة بعد ٤ إلى ٥ جلسات علاجية، لن تحتاجي إلى الحلاقة قبل استخدام الجهاز بعد الآن.

ضبط كثافة الضوء

جهاز Lumea من Philips مطور للاستخدام عن طريق المستهلك في المنزل وبالتالي فإنه لا يُقارن بالأجهزة المحترفة المعتمدة على الضوء فيما يتعلق بالإحساس بالألم. إن النبضات الضوئية التي يُصدرها جهاز Lumea من Philips تكون أخف من تلك التي تُصدرها الأجهزة المحترفة وبالتالي يمكنك توقع علاجًا مريحًا وفعالًا باستخدام الجهاز.



- أو تفاعلات التسمم من الضوء أو إذا كان يجب عليك تجنب التعرض للشمس عند أخذ هذا الدواء.
- إذا كنت تأخذين أدوية مائعة لتخثر الدم، بما في ذلك الاستخدام المكثف للأسبرين، بأسلوب لا يسمح بفترة تبييض لأسبوع واحد على الأقل قبل كل جلسة معالجة.
- إذا كنت تتعاطين الأدوية الكابتة للمناعة.

لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على المناطق التالية:

- على الوجه.
- على الحلمات والتهالوت والشفرين الصغيرين والمهبل وفتحة الشرج والجزء الداخلي من فتحتى الأنف والأذنين.
- يجب ألا يُستخدم على كيس الصفن "وعاء الخصيتين" والوجه.
- على أو بالقرب من أي مادة صناعية مثل غرسات السليكون أو أجهزة تنظيم ضربات القلب أو منافذ الحقن تحت الجلد (موزع الأنسولين) أو الثقوب.
- على الشامات والتمش والأوردة الكبيرة والمناطق المصبغة الواسعة والندبات والأجسام الشاذة النامية على الجلد بدون استشارة الطبيب. يمكن أن يُسبب ذلك الحرق وتغيير لون البشرة، مما قد يجعل الأمر أكثر صعوبة للتعرف على الأمراض المرتبطة بالجلد (مثل سرطان الجلد).
- على التاتيل والوشم والمكياج الدائم. يمكن أن يُسبب ذلك الحرق وتغيير لون البشرة.
- على المناطق التي توضع عليها مزيلات العرق الطويلة المدى. يمكن أن يُسبب ذلك التفاعلات الجلدية. انظري فصل "استخدام الجهاز"، قسم "التفاعلات الجلدية والآثار الجانبية المحتملة".

لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على البشرة المعرضة للشفع الشمسي أو التي اكتسبت اللون البرونزي مؤخراً (آخر ٤٨ ساعة) أو ذات اللون البرونزي غير الحقيقي:

- جميع أنواع اكتساب الحمرة يمكن أن تؤثر على سلامة المعالجة. ينطبق ذلك على التعرض لضوء الشمس الطبيعي بالإضافة إلى طرق اكتساب الحمرة الصناعية مثل غسل اكتساب الحمرة وأجهزة اكتساب الحمرة... إلخ. إذا كانت بشرتك مكتسبة للحمرة أو إذا كنت تخططين لاكتساب الحمرة، انظري فصل "التجهيز للاستخدام"، قسم "نصائح متعلقة بالحمرة المكتسبة".

ملاحظة: هذه القائمة ليست حصرية. إذا كنت غير متأكدة من قدرتك على استخدام الجهاز، ننصحك باستشارة الطبيب.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)


هذا الجهاز من Philips متوافق مع كافة المعايير المتعلقة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يعد استخدام هذا الجهاز آمناً إذا استخدم بشكل صحيح حسب التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا، وذلك حسب الدلائل العلمية المتوفرة اليوم.

الشحن

اشحنى البطاريات شحناً كاملاً قبل استخدام الجهاز لأول مرة وعندما تكون البطاريات فارغة. يستغرق الشحن الكامل للبطاريات حتى ١ ساعة و٤٠ دقيقة. اشحنى الجهاز عندما تضيء لمبة الشحن باللون البرتقالي أثناء الاستخدام للإشارة إلى انخفاض مستوى شحن البطارية. وفي حال حدوث ذلك فسوف تكون القدرة المتبقية ٣٠ ومضة على الأقل. البطاريات المكتملة الشحن توفر ٣٠ ومضة على الأقل على كثافة الضوء ه. اشحنى الجهاز شحناً كاملاً كل ٢ إلى ٤ أشهر، حتى إذا لم تكوني تستخدمى الجهاز لفترة طويلة.

اشحنى الجهاز كما يلي:

١ اوقفي تشغيل الجهاز.



احرصي دائماً على تذكر ما يلي حتى لا يتأثر العمر التشغيلي لجهاز Lumea الخاص بك من Philips:

- لا تعرضي الجهاز لدرجة حرارة أقل من ١٥ درجة مئوية أو أعلى من ٣٥ درجة مئوية خلال الاستخدام.
- هذا الجهاز مزود بنظام داخلي للحماية من السخونة الزائدة. لن يومض الجهاز إذا سخن لدرجة أعلى من الحد المسموح. لا توقف تشغيل الجهاز، لكن اتركه لمدة ١٥ دقيقة حتى يبرد قبل الاستمرار في المعالجة.
- احرصي دائماً على فحص الجهاز أو إصلاحه عن طريق أحد مراكز الصيانة المعتمدة من شركة Philips. حيث أن الإصلاح عن طريق أشخاص غير مؤهلين قد يؤدي إلى تعرض المستخدم لمخاطر هائلة.
- لا تستخدمى الجهاز في أي من الحالات المذكورة في قسم "موانع الاستعمال".

من الذي لا يناسبه استخدام جهاز Lumea من Philips؟

جهاز Lumea من Philips غير مصمم للاستخدام عن طريق جميع الأشخاص. إذا كانت أي من الحالات التالية تنطبق عليك، عندئذ لن يكون الجهاز مناسباً لك!

موانع الاستعمال

لا تستخدمى الجهاز أبداً إذا كنت حامل أو ترضعين طفلك رضاعة طبيعية.

لا تستخدمى الجهاز أبداً إذا كانت بشرتك غير مناسبة و/أو لون بشرتك غير مناسب، مثل:

- إذا كان لون الشعر الطبيعي في منطقة المعالجة أشقر فاتح أو أبيض أو رمادي أو أحمر.
- إذا كانت بشرتك من النوع السادس (إذا كان نادراً ما تتعرضين للسفع الشمسي أو لا تتعرضي له مطلقاً وإذا كانت الحمرة المكتسبة لبشرتك داكنة؛ لون بشرتك أسود بني أو أداكن). في هذه الحالة تصبحين عرضة للمخاطر الشديدة للتفاعلات الجلدية، مثل الحمرة الشديدة أو الحروق أو تشوه لون البشرة عند استخدام جهاز Lumea من Philips.

لا تستخدمى الجهاز أبداً إذا كنت تعانين من أي من الأمراض المذكورة أدناه، مثل:

- إذا كنت مصابة بمرض جلدي مثل سرطان الجلد النشط أو إذا كان سبق لك الإصابة بسرطان الجلد أو أي نوع سرطان موضعي آخر في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كنت مصابة بأفات ما قبل السرطان أو إذا كانت لديك شامات غير طبيعية متعددة في المناطق المراد معالجتها.
- إذا سبق لك الإصابة باضطراب الكولاجين، بما في ذلك أي تاريخ لحالات تكون الندبات الجدية أو أي تاريخ لصعوبة شفاء الجروح.
- إذا كان لديك أي تاريخ لاضطرابات الأوعية الدموية، مثل الإصابة بالدوالي أو توسع الأوعية الدموية في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كانت بشرتك حساسة للضوء ويمكن إصابتها بالطفح أو التفاعلات التحسسية بسهولة.
- إذا كنت مصابة بالعدوات أو الإكزيما أو الحروق أو التهاب بصيلات الشعر أو الجروح المفتوحة أو السحجات أو الهريس البسيط أو الجروح أو الآفات والتورمات في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كنت قد خضعت لجراحة في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كنت تتعرضين للصع بـسبب الحساسية للضوء الواض.
- إذا كنت تعانين من داء السكري أو الذئبة الحمراء أو البورفيريا أو مرض احتقان القلب.
- إذا كنت تعانين من أي اضطرابات نزفية.
- إذا كان لك تاريخ مع مرض كابيت المناعة (بما في ذلك عدوى HIV أو الإيدز).

لا تستخدمى الجهاز أبداً إذا كنت تأخذين أي من الأدوية المذكورة أدناه، مثل:

- إذا كانت تتم معالجة بشرتك حالياً أو تم علاجها مؤخراً باستخدام أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) وأحماض بيتا هيدروكسي (BHAs) والأيزوترتينوين الموضعي وحمض الأزلريك.
- إذا كنت قد أخذت Roaccutane® أو Accutane® الأيزوترتينوين في أي شكل من الأشكال بالفم خلال آخر ستة شهور. وبالتالي يمكن أن تجعل هذه المعالجة جلدك عرضة للتمزق والجروح والتهيج.
- إذا كنت تتعاطين مسكنات الألم، مما يقلل من حساسية الجلد للحرارة.
- إذا كنت تتناولين عوامل أو أدوية تُسبب الحساسية للضوء، راجعي نشرة الدواء ولا تستخدمى الجهاز إذا كانت النشرة تُشير إلى أنه يمكن أن يُسبب تفاعلات الحساسية للضوء

هام

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

خطر



- يمثل الماء في وجود الكهرباء خطورة كبيرة. هذا الجهاز لا يجب استخدامه في بيئة رطبة (بالقرب من حوض الاستحمام المملوء بالماء أو الدوش العامل أو حمام السباحة المملوء بالماء على سبيل المثال).
- يرجى الحفاظ على جفاف الجهاز والمهائ.
- في حال انكسار الجهاز، يجب ألا تلمس أي جزء داخلي لتجنب الصدمة الكهربائية.
- لا تقومي مطلقًا بإدخال أي أشياء في الجهاز.

تحذير

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، ما لم تتوفر لهم المراقبة أو تعليمات تشغيل الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسؤولاً عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- الجهاز غير مخصص للاستخدام مع الأطفال في سن أقل من ١٥ سنة.
- وبالنسبة للمراهقين في سن بين ١٥ و ١٨ سنة فيمكنهم استخدام الجهاز بموافقة و/أو مساعدة آبائهم أو من لهم سلطة أبوية عليهم. والبالغين من سن ١٩ سنة وأكثر يمكنهم استخدام الجهاز بحرية.
- لا تشحن الجهاز باستخدام أي مهائ آخر غير المهائ المصاحب للجهاز.
- لا تستخدم الجهاز أو المهائ في حالة تلف أي منهما.
- يحتوي المهائ على محول. لا تفصلي المهائ لاستبداله بقابس آخر، حيث أن ذلك من شأنه التسبب في وضع خطر.
- إذا تعرض المهائ للتلف، يجب استبداله دومًا بقطع أصلية لتجنب التعرض للمخاطر.
- لا تستخدم الجهاز في حال انكسار فلتر الأشعة فوق البنفسجية الخاص بنافذة خروج الضوء.

لتجنب التلف:

- تأكد من عدم وجود أي شيء يعيق تدفق الهواء عبر فتحات التهوية.
- لا تعرضي الجهاز للصدمات القوية ولا تقومي بهزه أو إسقاطه.
- في حال نقل الجهاز من بيئة باردة جدًا إلى بيئة ساخنة جدًا أو العكس صحيح، انتظري لمدة ٣ ساعات تقريبًا قبل استخدامه.
- خزني الجهاز في الحقيبة حتى لا يتعرض للآتربة.
- لا تتركي الجهاز دون مراقبة أثناء تشغيله. احرص دائمًا على إيقاف تشغيل الجهاز بعد الاستخدام.
- لا تعرضي الجهاز لضوء الشمس المباشر أو لضوء الأشعة فوق البنفسجية لوقت طويل.
- لا تستخدم الموميض على أي سطح آخر غير الجلد. يمكن أن يسبب ذلك الضرر الشديد في الملحق و/أو نافذة خروج الضوء. يجب تشغيل الموميض عندما يكون الجهاز ملائمًا للبشرة فقط.

تنبيه

- الجهاز مخصص لإزالة الشعر الزائد من مناطق الجسم الواقعة أسفل الرقبة فقط. لا يُستخدم في أي أغراض أخرى.
- استخدم هذا الجهاز على الإعدادات المناسبة لنوع بشرتك فقط. إذا استخدمت الجهاز على إعدادات أعلى من الموصى بها فيمكن أن يتسبب ذلك في زيادة خطر التعرض للتفاعلات الجلدية والآثار الجانبية.

اللمبة لا تتطلب الاستبدال

جهاز Lumea من Philips مزود بلمبة عالية الأداء لا تتطلب الاستبدال. وهذه اللمبة يمكنها توليد أكثر من ٨٠,٠٠٠ ومضة وسوف تتمكنك من الحفاظ باستمرار على النتائج لأكثر من ٥ سنوات* مع توفير المال الذي كان سيتم إنفاقه على لمبات الاستبدال الغالية الثمن.
*بناءً على سيناريو الاستخدام المتوسط ونظام المعالجة الموصى به لمستخدم واحد.

كيف تعمل تكنولوجيا الضوء النبضي المكثف من Philips

نمو الشعر

تختلف معدلات نمو الشعر من شخص لآخر، حسب السن والأبيض وعوامل أخرى. ومع ذلك، ينمو الشعر لدى كل شخص بشكل طبيعي على ٣ مراحل.

١ مرحلة النمو (مرحلة التنامي). ينمو الشعر بفعالية من الجذور. في هذه المرحلة يكون الميلانين عند أعلى مستوى له. والميلانين هو العنصر المسؤول عن لون الشعر.


وتركيز الميلانين هو أيضاً العامل المحدد لمدى فعالية هذه الطريقة. الشعيرات التي تكون في مرحلة النمو هي فقط القابلة للمعالجة بالضوء.

٢ مرحلة التدهور (مرحلة التراجع)

يتوقف نمو الشعر وتنكمش الجذور قبل أن يتساقط الشعر.

٣ مرحلة البقاء (المرحلة الانتهازية)

تنفصل الشعيرات الكبيرة في السن عن بصيدات الشعر وتتساقط. لكن تظل البصيدات متبقية حتى تجربها الساعة البيولوجية بأن تنشط مرة أخرى وتنمو منها شعرة جديدة.



مبدأ العمل

يعمل الجهاز عن طريق تسخين الشعر والجذور الموجودة تحت الجلد. ويقوم الميلانين الموجود في الشعر وفي الجذور بإعاقة نبضات الضوء المنبعثة. وكلما كان لون الشعر أداكن، كلما كانت كمية الضوء القابلة للامتصاص أكبر. هذه العملية تُحفز الشعر على الانتقال إلى مرحلة البقاء. الآن يتساقط الشعر بشكل طبيعي ويتم منع نمو الشعر. يمكن أن تستغرق الشعيرات من أسبوع واحد إلى أسبوعين حتى تتساقط، لكن لا يمكن تحقيق الإزالة المثالية للشعر من خلال جلسة واحدة، حيث أن الشعيرات التي تكون في مرحلة النمو هي فقط القابلة للمعالجة بالضوء. وخلال المعالجة، عادة ما تمر الشعيرات الموجودة في منطقة المعالجة بمراحل مختلفة من دورة نمو الشعر. ولمعالجة جميع الشعيرات بفعالية، يجب تكرار المعالجة لوضع مرات كل أسبوعين. يساعد الفلتر البصري المدمج على التأكد من عدم وصول أي ضوء للأشعة فوق البنفسجية إلى الجلد وبالتالي يضمن عدم إضرار الجهاز بالجلد.

الوصف العام (شكل ٢)

- A نافذة خروج الضوء مع فلتر مدمج للأشعة فوق البنفسجية
 - B ملحق الجسم
 - C الإطار المعدني داخل الملحق
 - D نظام الأمان (حلقة للأمان مع مفاتيح التلامس)
 - E زر الوميض
 - F لمبات الكثافة (١-٥)
 - G ▲ زر زيادة الكثافة
 - H ▼ زر تقليل الكثافة
 - I ضوء الشحن ومؤشر انخفاض شحن البطارية
 - J زر التشغيل/إيقاف التشغيل
 - K لمبة "الاستعداد للوميض"
 - L مقبض الجهاز
 - M المهائئ
 - N قابس صغير
 - O فتحات الهواء
- مرفق به أيضاً: حقيبة تخزين وقماش تنظيف

- البينة 76
نزع البطارية القابلة لإعادة الشحن 76
الضمان والصيانة 75
المواصفات الفنية 75
دليل حل المشكلات 75

مقدمة

مبروك على شرائك الجهاز ومرحبًا بك في عالم Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل منتجك على www.philips.com/lumea.

إن إزالة الشعر بالضوء هي إحدى أكثر الطرق فعالية لمعالجة شعر الجسم غير المرغوب فيه مع تحقيق نتائج تدوم أكثر. وهي مختلفة عن وسائل إزالة الشعر المنزلية الحالية لأنها تُقلل نمو الشعر بشكل كبير. تختبر Philips هذه الوسيلة بالتعاون مع كبار أخصائيي الأمراض الجلدية لأكثر من ١٠ سنوات. الآن يمكنك استخدام هذه التكنولوجيا المبتكرة بشكل مريح ومع الحفاظ على خصوصيتك في المنزل، متى وأينما شئت.

هذا الجهاز مُصمم ومُحسن خصيصًا للاستخدام عن طريق النساء، لكن يمكن استخدامه عن طريق الرجال أيضًا.

وهو مُخصص لإزالة شعر الجسم من المناطق التالية:

- الإبطين
- الذراعين
- البطن
- منطقة البيكينى
- الساقين

لا تستخدمى جهاز Lumea من Philips على الوجه.

جهاز Lumea من Philips مُصمم خصيصًا للاستخدام عن طريق شخص واحد فقط.

لمزيد من المعلومات عن جهاز Lumea من Philips، يوصى بزيارة

www.philips.com/lumea. يرجى التحقق من الصفحة الرئيسية بانتظام للتعرف على التحديثات.

الفوائد

يوفر لك هذه الجهاز الفوائد التالية:

تكنولوجيا الضوء النبضي المكثف (IPL) للاستعمال المنزلي

جهاز Lumea من Philips يستخدم تكنولوجيا معتمدة على الضوء يُطلق عليها "الضوء النبضي المكثف" (IPL). يُستخدم الضوء النبضي المكثف لإزالة الشعر في صالونات التجميل المحترفة أيضًا وقد كان يُستخدم باستمرار طوال الخمسة عشرة سنة الأخيرة. والآن يوفر لك نظام Lumea من Philips هذه التكنولوجيا المبتكرة بأسلوب مريح في المنزل.

منع إعادة نمو الشعر بفعالية للحصول على نعومة دائمة

توفر لك هذه الطريقة إمكانية منع طويل المدى لإعادة نمو الشعر وبشرة ناعمة مثل الحرير. أظهرت الدراسات الخاصة بنا انخفاضًا كبيرًا في كثافة الشعر بالفعل بعد جلستين علاجيتين. وقد تحققت نتائج مثالية بشكل عام بعد أربع (٤) إلى خمس (٥) جلسات علاجية. يظهر الانخفاض في كثافة الشعر بوضوح بين كل جلسة علاجية والأخرى. إلى أي مدى تظهر النتائج بسرعة وكيف تختلف مدة النتائج النهائية من شخص لآخر. لمزيد من المعلومات، انظر قسم "كيفية تحقيق النتائج المثالية" في فصل "استخدام الجهاز".

المعالجة اللطيفة، حتى على مناطق الجسم الحساسة

نظام Lumea من Philips تم تطويره بالتعاون عن قرب مع أشهر أخصائيي الأمراض الجلدية للمعالجة بفعالية وبلطيف، حتى على أكثر مناطق الجسم حساسية.

التشغيل على البطارية لتحقيق أقصى قدر من الحرية والمرونة

حيث أن الجهاز يعمل على بطاريات قابلة لإعادة الشحن، لذلك فهو محمول ويمكنك استخدامه في أي مكان.

جدول المحتويات

مقدمة 89

الفوائد 89

تكنولوجيا الضوء النبضي المكثف (IPL) للاستعمال المنزلي 89

منع إعادة نمو الشعر بفعالية للحصول على نعومة دائمة 89

المعالجة اللطيفة، حتى على مناطق الجسم الحساسة 89

التشغيل على البطارية لتحقيق أقصى قدر من الحرية والمرونة 89
اللمبة لا تتطلب الاستبدال 88

كيف تعمل تكنولوجيا الضوء النبضي المكثف من Philips 88

نمو الشعر 88

مبدأ العمل 88

الوصف العام 88

هام 87

خطر 87

تحذير 87

لتجنب التلف: 87

تنبيه 87

أحرصي دائماً على تذكر ما يلي حتى لا يتأثر العمر التشغيلي لجهاز Lumea من Philips

الخاص بك: 86

من الذي لا يناسبه استخدام جهاز Lumea من Philips؟ 86

موانع الاستعمال 86

لا تستخدمي الجهاز أبداً إذا كنت حامل أو ترضعين طفلك رضاعة طبيعية. 86

لا تستخدمي الجهاز أبداً إذا كانت بشرتك غير مناسبة و/أو لون شعرك غير مناسب، مثل: 86

لا تستخدمي الجهاز أبداً إذا كنت تعانين من أي من الأمراض المذكورة أدناه، مثل: 86

لا تستخدمي الجهاز أبداً إذا كنت تأخذين أي من الأدوية المذكورة أدناه، مثل: 86

لا تستخدمي الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: 85

لا تستخدمي الجهاز مطلقاً على البشرة المعرضة للشفع الشمسي أو التي اكتسبت اللون

البرونزي مؤخراً (آخر ٤٨ ساعة) أو ذات اللون البرونزي غير الحقيقي: 85

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF) 85

الشحن 85

التجهيز للاستخدام 84

تجهيز مناطق المعالجة 84

ضبط كثافة الضوء 84

مستويات كثافة الضوء الموصى بها (١-٥) 83

هام 83

نصائح متعلقة بالحرمة المكتسبة 83

استخدام الجهاز 82

الاستخدام لأول مرة واختبار الجلد 82

الاستخدام اللاحق 81

إرشادات المعالجة 79

متوسط وقت المعالجة 79

استخدام الجهاز على الساقين 79

استخدام الجهاز على منطقة البيكيني 79

استخدام الجهاز على الإبطين 78

كيفية تحقيق النتائج المثالية 78

مرحلة الصيانة 78

التفاعلات الجلدية والآثار الجانبية المحتملة 78

بعد الاستخدام 77

التنظيف والصيانة 77


التخزين 76

الاستبدال 76

قطع الاستبدال 76



www.philips.com



4203.000.7105.1