



Пайдалану/ Использование/Використання



KZ Маныздың бұл жылдан бастау

нұсқаулығы пайдалануны нұсқаулығы

аудастыраймыңыз. Күрілімін пайдалануды

бастанастаңыз барын пайдалануны

нұсқаулығы мүнжіл оқып шыныңыз.

RU Важимо. Это краткое

руководство не заменяет руководство

пользователя. Перед использованием

прибора внимательно ознакомьтесь

с информацией в руководстве

пользователя.


UA Важимо! Чем короткий пособник

намін зәмін пособника користувача.

Уважно прочитайте пособию

користувача перед, якщо, як почати


користуватися пристроям.



KZ Егер жақында күн ваннасын
кабылданған болсаңыз, күрілімін
пайдалану алдыңда кемінде 2 атта
кутийз.

RU Если вы недавно загорали
или пользовались средствами для
искусственного загара, подождите
по крайней мере 2 недели перед
использованием прибора.

UA Якшо Ви нещодавно засмагали або
користувалися засобами для штучної
засмаги, почекайте щонайменше
2 тижні, перш ніж використовувати
пристрій.



KZ Күрілімін розеткага қосып,
косынз. І карындылық бар жарық
жанды және іштегі жеделтік іске
көмілді.

RU Подключите устройство к
электросети и включите его. Загорится
индикатор интенсивности 1, и начнет
работать внутренний вентилятор.

UA Пісәндейте пристрій до мережі та
узвиньте його. Засвітиться індикатор
інтенсивності 1 і запрацює вентилятор
всередині.



KZ 1 секундан кейін ДАЙЫН/тері
түсі туралы ескерту жарыбы жанды.
Күрілім жарыға дайын.

RU Через 1 секунду загорится
индикатор готовности READY/
предупреждения о цвете кожи.

UA Через 1 секунду засвітиться
індикатор READY/кольору шкіри.
Пристрій готовий до випромінювання.

5

6

7

8

9

KZ Карындылық арттыру үшін косу/

ешіру/карындылық түймесін басыңыз.

Егер көлдүн көзінде ауыру пайдада болса,

карындылық азайтыңыз.

RU Для увеличения интенсивности

нажмите кнопку включения/

выключения/уровня интенсивности.

Если процедура становится

болезненной, уменьшите

интенсивность.

UA Натисніть кнопку вімкн./вимк./

інтенсивн., щоб збільшити

інтенсивність світла.

Якшо ви відчуєте

момент процедури стане болючо,

зменшіть інтенсивність світла.

5



6



7



8



9



KZ Теріп тиң бетін теріп көліңьз. Егер
теріңдің тиң орын алғанда,
ДАЙЫН/тері түсі туралы ескерту
жарыбы баяу жылпылкіті бастайды.

RU Разместите контактную
поверхность на участке кожи. При
полном соприкосновении прибора с
кожей индикатор готовности READY/
предупреждения о цвете кожи начнет
медленно мигать.

UA Встановіть контакт поверхні з

вшаш широку. Коли є повний контакт

зі широку, індикатор READY/колору

шкіри починає півночі блімати.

5



6



7



8



9



KZ Жарық түймесін басыңыз. Егер
теріңдің тиң орын алғанда,
ДАЙЫН/тері түсі туралы ескерту
жарыбы ашып жарықтың шыгаруды
жалғастырады.

RU В режиме Slide & Flash удерживайте
кнопку подачи светового импульса.
Генерация вспышек происходит
непрерывно при перемещении
прибора по коже.

UA В режимі Slide & Flash удерживайте

кнопку подачи светового импульса.

Генерация вспышек происходит

непрерывно при перемещении

прибора по коже.

KZ Step & Flash (Кадам және жарық)

режимінде жарық түймесін ар
жарықтан кезде жарықтар шыгаруды
аумактың түрде жанаңдаған аумак
жыхытып, басқа жарықты шыгарыңыз.

RU В режиме Step & Flash отпускайте
кнопку подачи светового импульса
после каждой вспышки. Затем
переместите прибор на следующий
участок кожи для подачи нового
светового импульса.

UA У режимі покрокової подачі
импульсу світла відпустіть кнопку після
кожного імпульсу. Потім перемістіть

пристрій на ділянку праворуч від тої,
яку щойно було освітлено, і подайте

новий імпульс світла.

Ұсынылатын жарық қарқындылықтары/Рекомендованная интенсивность облучения

Рекомендований рівень інтенсивності світла

Тері түсі Цвет кожи Кольор шкіри	Тері рені / Оттенок кожи / Колір шкіри					
	1	2	3	4	5	6
	4/5	4/5	3/4	1/2/3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4/5	4/5	3/4	1/2/3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4/5	4/5	3/4	1/2/3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4/5	4/5	3/4	1/2/3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

KZ - Ⓢ осы адіс сізге колайлы екенін білдіреді.

- 1 - 5 — жарық қарқындылығының параметрлері. Кестеде ар тері түсі үшін колайлы жарық қарқындылыбы берилген.

Ескертпе. Егер колдану кез келген уақыт сәтінде ауыру тигізсе, жарық қарқындылығы параметрін колдану кайтадан ыңғайлы болғанша азайтыңыз.

RU - Символ Ⓢ означает, что данный способ эпилиляции вам не подходит.

- Настройки от 1 до 5 являются уровнями интенсивности светового импульса. В таблице указаны настройки интенсивности, которые подходят для каждого цвета кожи.
Примечание: Если в какой-то момент процедура становится болезненной, уменьшите интенсивность, пока процедура снова не станет комфортной.

UA - Ⓢ означає, що цей спосіб не підходить для Вас.

- Цифри від 1 до 5 – це налаштування інтенсивності світла. У таблиці подано відповідний рівень інтенсивності світла для кожного кольору шкіри.
Примітка: Якщо в будь-який момент під час сеансу Ви відчуєте біль, зменшіть налаштування інтенсивності світла, поки процедура знову не стане комфортною.



422210020063

4222.100.2006.3