

Always here to help you

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


SC2001/01


Question?  
Contact  
Philips



User manual

**PHILIPS**







**SC2001/01**

**ENGLISH 6**  
**EESTI 28**  
**LIETUVIŠKAI 50**  
**LATVIEŠU 73**

**Table of contents**

Introduction	7
Benefits	7
Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use	7
Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness	7
Gentle treatment, even on sensitive body areas	8
Cordless operation for maximum freedom and flexibility	8
Lamp does not require replacement	8
How Philips' Intense Pulsed Light technology works	8
Hair growth	8
Working principle	8
General description	8
Important	9
Danger	9
Warning	9
To prevent damage:	10
Caution	10
Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea:	10
For whom is Philips Lumea not suitable?	10
Contraindications	10
Never use the appliance if you are pregnant or breast feeding.	10
Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour; i.e.:	10
Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:	11
Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:	11
Never use the appliance on the following areas:	11
Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 48 hours) or fake-tanned skin:	12
Electromagnetic fields (EMF)	12
Charging	12
Preparing for use	13
Preparing treatment areas	13
Setting the light intensity	13
Recommended light intensities (1-5)	14
Important	14
Tanning advice	14
Using the appliance	15
First use and skin test	15
Subsequent use	16
Guidelines for treatment	18
Average treatment time	18
Using the appliance on the legs	18
Using the appliance in the bikini area	19
Using the appliance on the underarms	19
How to achieve optimal results	19
Maintenance phase	19
Possible side effects and skin reactions	19
After use	20
Cleaning and maintenance	20

Storage	21
Replacement	21
Replacement parts	21
Environment	22
Removing the rechargeable batteries	22
Guarantee and service	23
Technical specifications	23
Troubleshooting	24

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea).

Light-based hair removal is one of the most effective methods to treat unwanted body hair with longer-lasting results. It is different from current home hair removal methods because it significantly reduces hair regrowth. Philips has been investigating this method together with leading dermatologists for over 10 years. You can now use this innovative technology comfortably in the privacy of your own home, whenever and wherever you want.

This appliance has been specifically designed and optimised for use by women, but can be used by men as well.

It is intended for removing body hair on areas mentioned below:

- Underarms
- Arms
- Stomach
- Bikini area
- Legs

Do not use Philips Lumea on the face.

Philips Lumea is designed for use by one person only.

For more information about Philips Lumea, see [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea). Check our homepage regularly for updates.

## Benefits

This appliance provides the following benefits:

### **Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use**

Philips Lumea uses a light-based technology called 'Intense Pulsed Light' (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal and has been in use for the last fifteen years. Philips Lumea now brings this innovative technology to the comfort of your home.

### **Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness**

This method provides you with long-lasting hair regrowth prevention and silky-smooth skin. Our studies have shown a significant hair reduction already after two treatments. Optimal results were generally achieved after four to five treatments. A reduction in hair density is visible from treatment to treatment. How fast the effect becomes visible and how long the results last varies from person to person. For more information, see section 'How to achieve optimal results' in chapter 'Using the appliance'.

### Gentle treatment, even on sensitive body areas

Philips Lumea has been developed in close cooperation with leading dermatologists for an effective and gentle treatment, even on the most sensitive body areas.

### Cordless operation for maximum freedom and flexibility

Because the appliance runs on rechargeable batteries, it is portable and can be used anywhere.

### Lamp does not require replacement


Philips Lumea is equipped with a high performance lamp which does not require replacement. This lamp can generate over 80,000 flashes and should enable you to continuously maintain results for more than 5 years\* while saving money on expensive replacement lamps.

\*Based on average usage scenario and recommended treatment regime for one user.

### How Philips' Intense Pulsed Light technology works

#### Hair growth

Hair growth rates differ from person to person, depending on age, metabolism and other factors. However, everyone's hair normally grows in 3 phases.



#### 1 Growing phase (anagen phase)

The hair grows actively from the root. In this phase the concentration of melanin is highest. Melanin is responsible for the pigmentation of the hair. Melanin concentration is also the determining factor for the efficacy of this method. Only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light.

#### 2 Degradation phase (catagen phase)

Hair growth stops and the root shrinks before the hair sheds.

#### 3 Resting phase (telogen phase)

The old hair separates from its hair follicle and sheds. The follicle remains at rest until the biological clock tells it to become active again and grow a new hair.

### Working principle

The appliance works by heating up the hair and root beneath the skin.

The melanin in the hair and hair root absorbs the released light pulses.

The darker the colour of the hair; the more light can be absorbed.

This process stimulates the hair to go into the resting phase.

The hair now sheds naturally and the hair growth is inhibited. Hairs can take one or two weeks to shed. Optimal hair removal cannot be obtained with a single session, since only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light. During a treatment, hairs on the treated area are usually in different stages of the hair growth cycle. To effectively treat all hairs you have to repeat the treatment every two weeks for a few times. An integrated optical filter ensures that no UV light reaches the skin and guarantees that the appliance is safe for the skin.

### General description (Fig. 2)

- A Light exit window with integrated UV filter
- B Body Attachment
- C Metallic frame inside the attachment

- D Safety system (safety ring with contact switches)  
 E Flash button  
 F Intensity lights (1- 5)  
 G ▲ Intensity increase button  
 H ▼ Intensity decrease button  
 I Charging light and battery low indication  
 J On/off button  
 K 'Ready to flash' light  
 L Appliance socket  
 M Adapter  
 N Small plug  
 O Air vents  
 Also included: pouch and cleaning cloth

### Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

### Danger



- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).
- Keep the appliance and the adapter dry.
- If the appliance is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Never insert any objects into the appliance.

### Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the appliance with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults from 19 years and older can use the appliance freely.
- Only charge the appliance with the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the UV filter of the light exit window is broken.

**To prevent damage:**

- Make sure nothing obstructs the air flow through the ventilation slots.
- Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Store the appliance in the pouch so that it does not become dusty.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on. Always switch off the appliance after use.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for several hours.
- Do not flash against any other surface than the skin. This can cause severe damage to the attachment and/or the light exit window. Only flash when the appliance is in contact with skin.

**Caution**

- This appliance is only intended for removing unwanted body hair from areas below the neck. Do not use it for any other purpose.
- Use this appliance only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.

**Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea:**

- Do not expose the appliance to temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- The appliance is equipped with a built-in overheat protection. If the appliance overheats, it does not flash. Do not switch off the appliance, but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue with your treatment.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Never use the appliance in any of the cases mentioned in the section 'Contraindications'.

**For whom is Philips Lumea not suitable?**

Philips Lumea is not designed for everyone. If any of the following is true for you, then this appliance is **not** suitable for you to use!

**Contraindications****Never use the appliance if you are pregnant or breast feeding.****Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour, i.e.:**

- If your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white, grey or red.
- If you are of skin type VI (you rarely or never get sunburnt and you tan very darkly; your skin colour is brownish black or darker). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as strong redness, burns or discolourations, when you use Philips Lumea.

**Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:**

- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated.
- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- If you have had surgery in the areas to be treated.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

**Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:**

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta- Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane® in the last six months. This treatment thins the skin and can therefore make it more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are on painkillers, which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the appliance if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.
- If you take immunosuppressive medications.

**Never use the appliance on the following areas:**

- In the face.
- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- Men must not use it on the scrotum and face.
- Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin colour; which makes it potentially harder to identify skin-related diseases (e.g. skin cancer).
- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and a change in skin colour.

- On areas, where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

**Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 48 hours) or fake-tanned skin:**

- All types of tanning can influence the safety of the treatment. This applies to exposure to natural sunlight as well as artificial tanning methods, such as tanning lotions, tanning appliances etc. If you are tanned or are planning to tan, see chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice'.

*Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the appliance we advise you to consult a doctor.*

**Electromagnetic fields (EMF)**

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

**Charging**

Fully charge the batteries before you use the appliance for the first time and when the batteries are empty. Fully charging the batteries takes up to 1 hour and 40 minutes.

Charge the appliance when the charging light lights up orange during use to indicate that the battery is low. When this happens, the remaining capacity is at least 30 flashes.

Fully charged batteries provide at least 320 flashes at light intensity 5. Fully charge the appliance every 3 to 4 months, even if you do not use the appliance for a longer time.

**Charge the appliance in the following way:**


- 1 Switch off the appliance.
- 2 Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.
- The charging light flashes green to indicate that the appliance is charging.
- When the batteries are fully charged, the charging light lights up green continuously.

Notes:

- The adapter and the appliance feel warm during charging. This is normal.
- You cannot use the appliance during charging.
- This appliance is equipped with battery-overheat protection and does not charge if the room temperature exceeds 40°C.

**Never cover the appliance and adapter during charging.**

- 3 After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.



## Preparing for use

For optimal results and greatest effect, prepare the areas on which you intend to use the appliance in the manner described below.

### Preparing treatment areas

- 1 Shave the areas you intend to treat as long as you still experience hair regrowth.

*Note: If your last depilation method involved removing hairs by the roots (e.g. epilating, waxing etc.), wait until you notice significant hair regrowth before you use Philips Lumea. Do not use depilatory creams instead of shaving.*

### Please note that treatment on unshaved or improperly shaved areas has a number of undesired effects:

- The light exit window and attachment may become contaminated with stray hairs and dirt. A contaminated light exit window and attachment can reduce the life and efficacy of the appliance. In addition, burns or black spots that appear on the light exit window and attachment due to contamination can cause the treatment to become painful or cause skin reactions like redness and discolouration.
- Hairs on your skin can burn, which can result in an unpleasant smell.

- 2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances (e.g. present in cosmetic products like deodorants, lotions, perfumes, tanning creams and sunscreens).

- 3 Check the appliance, especially the light exit window and attachment, for trapped hair, dust and fibres. If you see any contamination, clean the appliance according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.

#### Notes:

- If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive and the light treatment may sometimes feel uncomfortable.
- Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4-5 treatments, you no longer have to shave before you use the appliance.


## Setting the light intensity

Philips Lumea is an appliance developed for consumer use at home and therefore not comparable with professional light-based appliances with respect to pain sensation. The pulses of light delivered by Philips Lumea are gentler than those from professional appliances and therefore you can expect a **convenient** and **effective** treatment.

You have to adjust the light intensity to your skin and body hair colour and to a level you find comfortable.

The recommended light intensities table below helps you to establish the right light intensity.

- 1 Consult the table below to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour and to check if this method is suitable for you (if it is not, this is indicated with x in the table).



**2** Each body area and possibly even parts of a body area may require a separate appropriate light intensity according to the recommended light intensities table below. The method is more effective at higher intensities, but you should reduce the light intensity if you experience any pain or discomfort.

Persons with darker skin run a higher risk of skin irritation because their skin absorbs more light. Therefore lower intensities are recommended for persons with darker skin.

The light pulse can feel warm or hot on the skin but should never be painful. To prevent skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

### Recommended light intensities (1-5)

In the table below, 'x' means that the appliance is not suitable for you.

Skin colour and characteristics:	White (always sunburn, no tanning)	Beige (easy sunburn, minimal tanning)	Light brown (sometimes sunburn, good tanning)	Mid brown (rarely sunburn, fast and good tanning)	Dark brown (rarely sunburn, very good tanning)	Brownish black and darker (rarely to never sunburn, very dark tanning)
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--	--

Body hair colour:

dark blond/light brown/brown/dark brown/black	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
white/grey/red/light blond	x	x	x	x	x	x

### Important

To check whether Philips Lumea is suitable for you, see section 'For whom is Philips Lumea not suitable?'.

If your skin has been exposed to natural sunlight or an artificial tanning method, it may be darker than during the previous treatment. Check the table above to determine which settings are suitable for your skin colour.

### Tanning advice

#### Sun exposure before treatment

- Wait at least 48 hours after sunbathing before you use the appliance. Sunbathing can cause skin to darken (tan) and/or can cause sunburn (reddening of the skin).
- After these 48 hours, check the skin for any remaining sunburn. Do not use Philips Lumea as long as sunburn persists.
- When the sunburn has disappeared, perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity.
- If your skin is tanned, perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity. A failure to do so causes a risk of developing skin reactions after treatment with Philips Lumea.

### Sun exposure after treatment

- Wait at least 24 hours after treatment before you expose treated areas to the sun. Even after 24 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore before you expose it to the sun.
- Cover treated areas when you go out into the sun or use a sunblock (SPF 30+) in the two weeks after treatment.
- Exposing treated areas to sunlight without protection immediately after treatment can increase the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

### Tanning with artificial light

- Follow the instructions in 'Sun exposure before treatment' and 'Sun exposure after treatment' above.

### Tanning with creams

- If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has fully disappeared before you use Philips Lumea.


*Note: For more details on unwanted skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.*

## Using the appliance

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour. Use the appliance in a **well-lit** room; this reduces the perceived brightness of the flash. Shave the area you intend to treat before you use the appliance (see chapter 'Preparing for use', section 'Preparing treatment areas').

If the treatment becomes intolerably painful at any point in time, reduce the light intensity setting until the treatment is comfortable again. If you notice skin reactions stronger than slight redness, stop the treatment immediately and read section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter.


### First use and skin test



#### 1 Attach the body attachment to the appliance.

The body attachment can be used to treat unwanted body hair on all body areas below the neck (for exceptions, see chapter 'Important', section 'Contraindications').

#### 2 Choose an area close to the area you intend to treat.




- 3** Press the on/off button to switch on the appliance.  
► The appliance always starts automatically at the lowest setting.



- 4** Apply one flash at the lowest recommended intensity for your skin type (for instructions on how to release a flash, see steps 6 to 9 of section 'Subsequent use' in this chapter).
- 5** As long as it feels comfortable (not painful), increase the setting by one level within the recommended range for your skin type and apply one flash for each setting. Do not apply more than one flash on the same spot.
- 6** After the skin test, wait for 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

When you use the appliance for the first time, we advise you to perform a skin test on the area to be treated to check your skin's reaction to the treatment and to get accustomed to light-based treatment.


#### Subsequent use



- 1** Before every treatment, clean the attachment, the light exit window and the metallic frame inside the attachment of Philips Lumea. For more information see chapter 'Cleaning and maintenance'.


- 2** Press the on/off button to switch on the appliance.

*Note: It is normal that the appliance and the attachment become warm during use.*



- 3** Start each treatment by selecting the light intensity very carefully, based on your skin's sensitivity and on how comfortable treatment feels.

Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter for more information.




- 4** Press the **▲** button to increase the intensity. To lower the intensity, press the **▼** button.

► Every time you press the button, the corresponding intensity light starts to flash. This takes a few seconds.




- 5** Place the appliance in a 90° angle on the skin so that the attachment and the safety ring are in contact with the skin.




- 6** Press the safety ring fully onto the skin with slight pressure.

*Note: The safety ring has contact switches that together are the safety system of the appliance. This safety ring prevents unintentional flashing without skin contact.*



- The 'ready to flash' light on the back of the appliance lights up green when all contact switches of the safety ring are in contact with the skin and the appliance is charged. This may take up to 3.5 seconds.

*Tip: For easier use, stretch the area of skin you want to treat. On areas with softer skin, you may need to exert more pressure on the appliance to push in all contact switches.*




- 7** Press the flash button to release a flash.

*Note: The visible light produced by the appliance is the reflection of the flash on the skin and is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use.*

- 8** Let go of the flash button after the appliance has flashed.

- 9** For the next flash, repeat steps 6 to 9. After each flash it takes up to 3.5 seconds until the appliance is ready to flash again.

Do not treat exactly the same area multiple times during one session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.



- 10** To avoid untreated areas, always make sure there is some overlap with the previously treated area when you place the appliance on the skin. The effective light only comes out of the light exit window. Make sure the flashes are produced close to each other.
- 11** Switch off the appliance after you have finished the treatment.
- 12** Check the light exit window and the attachment for hairs and dirt and clean the appliance after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').

### Guidelines for treatment

#### Average treatment time

Area	Approx. treatment time
Underarms	1.5 minutes per underarm
Bikini line	1.5 minutes per side
Entire bikini area	5 minutes
One lower leg	12 minutes
One full leg	20 minutes

*Note: The average treatment times above have been observed during research and tests. Individual treatment times may vary from person to person.*

*Note: Fully charged batteries offer at least 320 flashes at intensity 5. How long you can use the appliance depends on the size of the area to be treated and the intensity setting used.*

#### Using the appliance on the legs

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your legs.


- You can move the appliance up and down or across the leg, whichever is more convenient to you.

*Note: Bony areas like shinbone and ankles are more sensitive than other areas of the body. When you press the attachment hard onto these areas, the skin can be more susceptible to skin reactions, such as skin irritation and redness. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter. Press the attachment onto the skin just hard enough to make the 'ready to flash' light go on, but not harder.*

*Tip: The appliance may leave imprints on the skin in the treated areas. These imprints may show you where you can make the treated areas overlap.*

If you use the appliance to treat both your lower and upper legs, you may have to recharge the appliance during the treatment. This is normal. How long you can use the appliance depends on the size of the treatment area and the intensity setting used.

*Tip: Many users combine leg treatments with other activities around the house such as watching TV or listening to music. You can also try this to make the experience more enjoyable and relaxing.*



## Using the appliance in the bikini area

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your bikini area.

In principle, Philips Lumea is safe and gentle enough for treatment of the entire bikini area (e.g. for 'Brazilian' or 'Hollywood' style). Use a lower setting on darker pigmented, more sensitive skin in the bikini area. Do not use the appliance on inner labia, vagina and anus. Men who wish to treat their pubic area must not use the appliance on the scrotum.

*Note: For hygienic reasons, always clean the attachment before you start treating another body area.*

## Using the appliance on the underarms

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your underarms.

Make sure you remove any deodorant, perfume, cream or other skin care product from your underarms before treatment.

*Tip: To achieve optimal results on your underarms, stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light. Raise your arm and place your hand in your neck to stretch the skin in the underarm area. In this way the safety ring can be pressed more easily onto the skin, which makes the treatment easier to perform.*

*Note: The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is unpleasant, close your eyes when you release a flash.*

## How to achieve optimal results

- It is normal that hairs are still visible after the first few treatments (see chapter 'Introduction', section 'Working principle' for more information).
- To remove all hairs successfully and prevent the hair follicle from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. Your skin should be smooth and hair-free by then. Please read section 'Maintenance phase' to find out how you can keep these results.

## Maintenance phase

- To ensure that your skin stays smooth and hair-free, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.

## Possible side effects and skin reactions

### Common skin reactions:

- Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.
- A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor.



- Dry skin and itching may occur because of the combination of shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a few days. You can cool the area with an ice pack or a wet cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturiser on the treated area 24 hours after the treatment.

#### **Rare side effects:**

- Burns, excessive redness and swelling: these reactions occur very rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discolouration: this occurs very rarely. Skin discolouration manifests itself as either a darker or lighter patch than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If the discolouration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discoloured areas until the discolouration has disappeared and your skin has regained its normal skin colour.
- Skin infection and inflammation: This occurs very rarely and may be caused by using the appliance on wounds or cuts that resulted from shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the appliance on unshaved skin, if you use the appliance at a light intensity that is too high for your skin colour; if you flash the same area more than once and if you use the appliance on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. See chapter 'Important', section 'Contraindications' for more information.

#### **After use**

- Do not apply any perfumed cosmetics to the areas treated immediately after treatment.
- Do not use deodorant immediately after treating the underarms. Wait until any skin redness has disappeared completely.
- See chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice' for information about sun exposure and artificial tanning.

#### **Cleaning and maintenance**

To ensure optimal results and a long life for the appliance, clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment. The appliance loses its effectiveness if you do not clean it properly.

Never clean the appliance or any of its parts under the tap or in the dishwasher.


Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Never scratch the light exit window or the metallic frame inside the attachment.

Note: Make sure that the contact switches of the safety ring do not get congested with dirt.

Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the light exit window or the attachment.





**1** Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.

*Note: The light exit window becomes hot during use. Make sure it has cooled down before you clean it.*

**2** To remove the attachment, put your fingers in the recesses at the top and bottom and pull gently. The attachment should come off easily.

**3** Moisten the soft cloth supplied with the appliance with a few drops of water and use it to clean the following parts:

- the light exit window
- the outside surface of the attachment
- the metallic frame inside the attachment

*Note: If water does not clean effectively, use a few drops of high-percentage alcohol to clean the parts mentioned above.*

*Note: A contaminated light exit window and/or attachment can look like this picture. Make sure you clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment according to the instructions in this section.*

*Tip: If it is no longer possible to clean the edges of the attachment with the enclosed cleaning cloth, use a cotton bud instead. Make sure that no fluff or fibres stay behind on the attachment or on the light exit window.*

**4** If necessary, clean the outside of the appliance with the dry soft cleaning cloth supplied with the appliance.

## Storage

**1** Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.

**2** Clean the appliance before you store it.

**3** Put the appliance in the pouch supplied.

**4** Store the appliance in a dry place at a temperature between 0°C and 60°C.

## Replacement

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country.

### Replacement parts

The following replacement parts are available:

- Body attachment
- Adapter
- Pouch

## Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



- The built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. Always remove the batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way.


### Removing the rechargeable batteries

Only remove the rechargeable batteries if they are completely empty.


- 1 Insert an awl or another pointed tool into the bottom cap of the appliance and pry off the bottom cap.




- 2 Undo the two screws in the bottom of the handle with a screwdriver.




- 3 Remove the bottom part of the handle and cut the two wires that connect the bottom part to the appliance.






- 4** Pull the battery connectors off the battery terminals with long nose pliers.



- 5** Pull the rechargeable batteries out of the appliance with long nose pliers.



- 6** Cut the two wires one at a time to ensure that no mishaps due to possible residual charge occur.

### Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (please look for the phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

### Technical specifications

#### Model SC2001/01

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	7.5W
Protection against electric shock	Class II
Protection rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: +15° to +35°C Relative humidity: 25% to 95%

**Model SC2001/01**

Storage conditions	Temperature: 0° to +60°C Relative humidity: 5% to 95%
Spectrum of body attachment	>570nm
Lithium-ion battery	2 x 3.7 Volt 1500 mAh

**Troubleshooting**

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country (please look for the phone number in the worldwide guarantee leaflet).

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work.	The rechargeable batteries are empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging').
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance suddenly switches off.	The rechargeable batteries are empty.	Charge the appliance (see chapter 'Charging').
The adapter becomes warm during charging.	This is normal.	No action required.
The charging light does not go on when I put the small plug in the appliance socket.	You have not put the adapter in the wall socket.	Insert the small plug into the appliance socket and put the adapter in the wall socket.
	The wall socket is not live.	Connect another appliance to the wall socket to check if the wall socket is live. If the socket is live but the appliance still does not charge, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The adapter is not inserted properly into the wall socket and/or the small plug is not inserted properly into the appliance socket.	Make sure the adapter is inserted properly into the wall socket and/or the small plug is inserted properly into the appliance socket.
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.

Problem	Possible cause	Solution
I have switched on the appliance but I cannot increase or decrease the light intensity.	The appliance has to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and then switch it on again. If you still cannot adjust the light intensity, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not go on when I place the appliance on the skin.	You have not put the attachment with safety ring properly on the skin.	Place the appliance in a 90° angle onto the skin in such a way that all contact switches touch the skin. Then check if the 'ready to flash' light is on and press the flash button.
		If this does not work, place the appliance on a part of your body where it is easy to establish full skin contact, for example on your lower arm. Then check if the 'ready to flash' light works. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The safety ring is dirty.	Clean the safety ring carefully. If you are unable to clean the safety ring properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the attachment.
The 'ready to flash' light does not go on when I place the attachment on my skin, but the cooling fan works.	The overheat protection has been activated.	When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the appliance and let it cool down for approx. 15 minutes before you continue to use it. If the 'ready to flash' light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light is green but the appliance does not produce a flash when I press the flash button.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the 'ready to flash' light is green but the appliance still does not produce a flash when you press the flash button, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance becomes warm during use.	This is normal.	No action required.
The appliance does not show light intensity 1 when I switch it on.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch it off and on again. If the appliance still does not show light intensity 1, contact your Customer Care Centre, your Philips dealer or a Philips Service Centre.
The appliance produces a strange smell.	The attachment and/or the filter glass is dirty.	Clean the attachment carefully. If you are unable to clean the attachment properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the attachment.



Problem	Possible cause	Solution
	You have not shaved the area to be treated properly.	If there are hairs on the area to be treated, these hairs may get burnt when you use the appliance. As a result, you notice a strange smell. Shave the area to be treated properly before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	You stored the appliance in a dusty environment.	The strange smell disappears after a few flashes.
The skin feels more sensitive than usual during treatment.	The light intensity you use is too high.	Check if you have selected the right light intensity. If necessary, select a lower light intensity.
	You did not shave the areas to be treated.	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter of the light exit window is broken, do not use the appliance anymore. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I experience an unacceptable pain sensation when I use the appliance.	You did not shave the areas to be treated	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use a comfortable setting.
	You treated an area for which the appliance is not intended.	You must not use the appliance on your inner labia, vagina, anus, nipples, areolas, lips, inside the nostrils and ears, in the region of your eyes and eyebrows. Men must not use it on their face or scrotum.
	You have used a light intensity which is too high for you.	Reduce the light intensity to a level that is comfortable for you. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'.
	The light exit window is broken.	If the light exit window is broken, do not use the appliance with this attachment any more. Go to your dealer or a Philips service centre or contact the Consumer Care Centre to have the attachment replaced.
	The appliance is not suitable for your skin colour.	Do not use the appliance if you have a very dark skin. Do not use it either if your body hair is light blond, red, grey or white.
The treated areas become red after the treatment.	Slight redness is harmless and normal and disappears quickly.	No action required.



Problem	Possible cause	Solution
The skin reaction after the treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity which is too high for you.	Select a lower light intensity the next time. See chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity'.  If the skin reaction lasts longer than 3 days, contact your doctor.
The hair-removal results are not satisfactory.	You have used a light intensity which is too low for you.	Select a higher light intensity the next time.
	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', step 11.
	You do not use the appliance as often as recommended.	To remove all hairs successfully and to prevent the hair root from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. Your skin should be smooth and hair-free by then. To ensure that you keep these results, we advise you to repeat the treatments on the underarms, bikini area, arms and stomach every two weeks. On the legs, regrowth is usually slower. Therefore, a treatment once every four weeks is probably sufficient to keep your legs smooth and hair-free. If you see too many hairs grow back within these four weeks, then simply shorten the interval between treatments again, but do not treat more often than once every two weeks.
	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have very dark skin.
Hair starts to grow again in some spots on the treated areas.	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', step 11.
	Hair starts to grow again as part of the natural cycle of hair growth.	This is normal. It is part of the natural cycle of hair growth that hair starts growing again. The hairs that come back, however, tend to be softer and thinner.

## Sisukord

- Sissejuhatus 29
- Eelised 29
  - kodus kasutamiseks mõeldud intensiivsete valgusimpulsside (Intense Pulsed Light, IPL) tehnoloogia. 29
  - Karvade taaskasvamise ärahoidmine igapäevase sileduse tagamiseks 29
  - Õrn töötlemine, isegi tundlikes kehapiirkondades 30
  - Juhtmeta kasutamine tagab maksimaalse paindlikkuse ja liikumisvabaduse. 30
  - Lampi ei ole vaja välja vahetada 30
  - Kuidas toimib Philipsi intensiivsete valgusimpulsside tehnoloogia? 30
  - Karvade kasvamine 30
  - Tööpöhimõte 30
- Üldine kirjeldus 31
- Tähtis 31
  - Oht 31
  - Hoiatus 31
    - Kahjustuste ärahoidmises: 32
  - Ettevaatust 32
    - Et mitte ohtu seada Philips Lumea tööiga, pidage meeles järgmist. 32
    - Kellele ei sobi Philips Lumea? 32
  - Västunäidustused 32
    - Ärge kasutage seadet, kui olete rase või toidate last rinnaga. 32
    - Ärge kasutage seadet, kui teil on ebasobiv nah- ja/või karvade värvus, s.t: 32
    - Ärge kasutage seadet, kui teil esineb mõni allpool nimetatud haigustest, s.t: 32
    - Ärge kasutage seadet, kui võtate mõnda allpool nimetatud ravimitest, s.t: 33
    - Ärge kasutage seadet järgmistes piirkondades: 33
    - Ärge kasutage seadet pääkesepõletuse saanud, hiljuti päevitunud (viimase 48 tunni jooksul) või vältspäevitunud nahal: 34
  - Elektromagnetväljad (EMF) 34
- Laadimine 34
- Kasutamiseks valmistumine 35
  - Töödeldavate piirkondade ettevalmistamine 35
  - Valgustugevuse seadistamine 35
  - Soovitatavad valgustugevused (1-5) 36
- Tähtis 36
- Päevitusnõuanne 36
- Seadme kasutamine 37
  - Esmakordne kasutamine ja nahaproov 37
  - Järgnev kasutamine 38
  - Juhtnöörid töötlemiseks 40
    - Keskmine töötlemisaeg 40
    - Seadme kasutamine säärtel 40
    - Seadme kasutamine bikinipiirkonnas 41
    - Seadme kasutamine kaenla all 41
  - Kuidas saavutada optimaalseid tulemusi 41
  - Hooldusetapp 41
  - Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid 41
  - Pärast kasutamist 42

Puhastamine ja hooldus	42
Hoiundamine	43
Osade vahetamine	43
Varuosad	43
Keskkond	44
Aku eemaldamine	44
Garantii ja hooldus	45
Tehniline spetsifikatsioon	45
Veaotsing	46

## Sissejuhatus

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi toodete kasutajate hulka! Philipsi klienditoe töhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea).

Valguspõhine karvaeemaldus on üks töhusamaid viise soovimatute karvade töötlemisel ning kauakestvamate tulemuste saamisel. See erineb praegustest kodustest karvaeemaldusmeetoditest selle poolest, et vähendab märgatavalt karvade taaskasvu. Philips on koos juhtivate dermatoloogidega uurinud seda meetodit üle 10 aasta. Nüüd võite seda uuenduslikku tehnoloogiat kasutada mugavalt ja privaatselt koduseinte vahel kõikjal ja igal ajal.

Seade on spetsiaalselt välja töötatud ja optimeeritud kasutamiseks naistele, kuid seda võivad kasutada ka mehed.

Seade on mõeldud kehakarvade eemaldamiseks allpool nimetatud piirkondades:

- Kaenlaalused
- Käsivarred;
- köht;
- bikiniipiirkond;
- Jalad

Ärge kasutage Philips Lumead näöl.

Philips Lumea on mõeldud kasutamiseks vaid ühele inimesele. Lisateabe saamiseks Philips Lumea kohta vaadake veebilehte [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea). Uuenduste nägemiseks kontrollige meie kodulehte regulaarselt.

## Eelised

See seade pakub järgmisi eeliseid:

### **kodus kasutamiseks mõeldud intensiivsete valgusimpulsside (Intense Pulsed Light, IPL) tehnoloogia.**

Philips Lumea kasutab valguspõhist tehnoloogiat ehk intensiivseid valgusimpulsside (IPL). IPLi kasutatakse karvade eemaldamiseks ka professionaalsel iluturul ning see on olnud kasutusel viimased viisteist aastat. Nüüd toob Philips Lumea selle uuendusliku tehnoloogia teile mugavalt koju.

### **Karvade taaskasvamise ärahoidmine igapäevase sileduse tagamiseks**

See meetod hoiab kauakestvalt ära karvade taaskasvamise ja tagab siidsileda naha. Meie uuringutes nähtub, et karvad vähenevad märgatavalt juba pärast kahte töötlust. Parimad tulemused saavutati tavaliselt pärast nelja–viit töötlust. Karvade tiheduse vähenemine on nähtav kord korralt. See, kui kiiresti on mõju näha ja kui kaua tulemused püsivad, on inimeseti erinev. Lisateabe saamiseks vaadake peatükis „Seadme kasutamine“ jaotist „Kuidas saavutada optimaalseid tulemusi?“.



## Õrn töötlemine, isegi tundlikes kehapiirkondades

Tõhusaks ja õmnaks naha töötlemiseks isegi tundlikes nahapiirkondades on Philips Lumea valmistatud tihedas koostöös juhtivate dermatoloogidega.

## Juhtmeta kasutamine tagab maksimaalse paindlikkuse ja liikumisvabaduse.

Kuna seade töötab akupatareidel, on ta hõlpsalt kaasaskantav ja seda saab kasutada igal pool.

## Lampi ei ole vaja välja vahetada

Philips Lumea on varustatud suure jõudlusega lambiga. See lamp võib tekitada üle 80 000 sähvatuse ja peaks võimaldama teil püsivalt säilitada tulemusi kauem kui viie aasta jooksul,\* säestes samal ajal raha kallite asenduslampie pealt.

\* Lähtudes tavakasutuse stsenaariumist ja soovitatud ühe kasutaja töötlusviisist.

## Kuidas toimib Philipsi intensiivsete valgusimpulsside tehnoloogia?

### Karvade kasvamine

Karvakasvu kiirus on igal inimesel erinev ning sõltub vanusest, ainevahetusest ja muudest teguritest. Tavaliselt kasvavad kõigi karvad kolmes etapis.

#### 1 Kasvufaas (anageeni faas)


Karvad kasvavad aktiivselt juurtest. Sel etapil on melaniini sisaldus suurim. Melaniin vastutab karvade pigmentatsiooni eest. Samuti määrab melaniini sisaldus selle meetodi tõhususe. Ainult kasvuetapil olevad karvad on valgusega töötlemisele vastuvõtlukud.

#### 2 Taandarengu faas (katageeni faas)

Karvakasv peatub ja juur tömbub enne karva väljalangemist kokku.

#### 3 Puhkefaas (telokeeni faas)

Vanad karvad eralduvad karvanääpsust ja langevad välja. Karvanääps jäab puhkefaasi seni, kuni bioloogiline kell annab märku, millal jälle aktiivseks muutuda ja uus karv kasvatada.



### Tööpõhimõte

Seade toimib nahaalustele karvade ja juurte kuumutamise teel. Karvas ja karvajuures olev melaniin absorbeerib tekitatud valgusimpulsi. Mida tumedam on karva värvus, seda suuremat valgust absorbeeritakse. Selle toiminguga stimuleeritakse karva puhkefaasi minekut.

Nüüd langevad karvad loomulikul teel välja ja karvakasv pidurdub.

Karvade väljalangemiseks võib kuluda üks või kaks nädalat. Optimaalset karvaeemaldust ei ole võimalik saavutada ühe seansiga, sest valgusega töötlemisele on vastuvõtlukud vaid kasvufaasis olevad karvad. Tavaliselt on töötlemise ajal töödeldavas piirkonnas erinevas karvakasvu tsüklis olevad karvad. Kõikide karvade tõhusaks töötlemiseks peate töölust paari korda kordama iga kahe nädala tagant.

Sisseehititud optiline filter tagab, et UV-kiirgus ei jõua nahale ja garanteerib, et seade on nahale ohutu.



## Üldine kirjeldus (Jn 2)

- A Valguskiirguse väljundaken koos sissehitatud UV-filtriga
  - B Kehaotsak
  - C Otsaku sees olev metallraam
  - D Ohutussüsteem (kontaktlülititega ohutusrõngas)
  - E Välguti nupp
  - F Valgustugevuse märgutuled (1-5)
  - G ▲Valgustugevuse suurendamise nupp
  - H ▼Valgustugevuse vähendamise nupp
  - I Laadimise märgutuli koos aku laetuse näidikuga
  - J Nupp on/off (sisse/välja)
  - K Välgutivalmiduse nupp
  - L Seadme pesa
  - M Adapter
  - N Väike pistik
  - O Õhuavad
- Komplektis on ka kott ja puhastuslapp

## Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

## Oht



- Vee ja elektriseadmete koos kasutamine on hädaohlik! Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas (nt veega täidetud vanni või ujumisbasseini või voolava duši läheduses).
- Hoidke seade ja adapter kuivana.
- Kui seade on katki, ärge katsuge elektrilöögi välimiseks ühtegi sisemist osa.
- Ärge sisestage seadmesse võõrkehi.

## Hoiaatus

- Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, meelete- või vaimse häirega isikud (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme kasutamise juures valvab või on neid selleks juhendanud.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Seade pole mõeldud alla 15-aastastele lastele. 15–18-aastased teismelised võivad kasutada seadet lapsevanema või nende eest vanemliku vastutuse kandja nõusolekul ja/või abil. Täiskasvanud alates 19. eluaastast võivad seadet vabalt kasutada.
- Laadige seadet ainult kaasasoleva adapteriga.
- Ärge kasutage kahjustatud seadet või adapterit.
- Adapteris on muundur. Ärge lõigake adapterit ära, et asendada seda mõne teise pistikuga. See võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Kui adapter on kahjustatud, laske see ohu välimiseks välja vahetada originaalvaruosa vastu.
- Ärge kasutage seadet kui valguskiirguse väljundakna UV-filter on katki.



### **Kahjustuste ärahoidmiseks:**

- veenduge, et õhuvool läbi ventilatsiooniavade poleks takistatud,
- ärge kunagi seadet kövasti põrutage, raputage ega maha pillake.
- Seadme viimisel väga külmast keskkonnast väga sooja keskkonda või vastupidi oodake enne selle kasutamist umbes kolm tundi.
- Hoidke seadet vutlaris, siis ei muutu see tol museks.
- Ärge jätkе sisselülitatud seadet järelvalveta. Pärast kasutamist lülitage seade alati välja.
- Ärge jätkе seadet mitmeks tunniks otseste päikesekiirte või UV-kiurguse kätte.
- Ärge välgutage ühegi muu pinna vastu peale naha. See võib otsakut ja/või valguskiurguse väljundakent tösiselt kahjustada. Välgutage ainult siis, kui seade on nahaga kontaktis.

### **Ettevaatust**

- Seade on ette nähtud kaelast allpool kasvavate soovimatute kehakarvade eemaldamiseks. Ärge kasutage seadet muul eesmärgil.
- Kasutage seadet üksnes teie nahatüübile sobivate seadistustega. Soovitatust suuremate seadistustega kasutamine võib suurendada nahareaktsioonide ja körvaltoimete ohtu.

### **Et mitte ohtu seada Philips Lumea tööiga, pidage meeles järgmist.**

- Ärge kasutage seadet kohtades, kus õhutemperatuur on alla 15 °C või üle 35 °C.
- Seadmel on sisseehitatud ülekuumenemiskaitse. Kui seade on ülekuumenenud, siis selle välguti ei tööta. Ärge lülitage seadet välja, vaid laske enne protseduuri jätkamist sel umbes 15 minutit jahtuda.
- Kontrollimeiks või parandamiseks tuleb seade alati viia Philipsi volitatud hoolduskeskusesse. Väljaõppimata isiku poolt parandatud seade võib seadme kasutajat ohustada.
- Ärge kasutage seadet jaotises „Vastunäidustused“ nimetatud juhtudel.

### **Kellele ei sobi Philips Lumea?**

Philips Lumea ei ole mõeldud kõigile. Kui teie puhul peab paika mõni järgnevatest asjadest, siis **ei** sobi seade teile kasutamiseks!

### **Vastunäidustused**

#### **Ärge kasutage seadet, kui olete rase või toidate last rinnaga.**

#### **Ärge kasutage seadet, kui teil on ebasobiv nahaka- ja/või karvade värvus, s.t:**

- kui teie karvade loomulik värvus töödeldavas piirkonnas on heleblond, valge, hall või punane;
- kui teie nahatüüp on VI (teil esineb harva või peaegu üldse mitte päikesepõletust ja te päevitute väga tömmuks; teie nahaka värvus on pruunikasmust või tumedam). Sel juhul on teil Philips Lumea kasutamisel suur oht selliste nahareaktsioonide nagu tugev punetus, põletus või värvuse muutus tekkeks.

#### **Ärge kasutage seadet, kui teil esineb mõni allpool nimetatud haigustest, s.t:**

- kui teil on nahahaigus, nt aktiivfaasis nahavähk, teil on esinenud nahavähki või muud lokaliseerunud vähki töödeldavas piirkonnas;



- kui teil on olnud väheelseid kahjustusi või mitmeid ebatüüpilisi sünnimärke töödeldavas piirkonnas;
- kui teil on esinenud kollageensed häired, k.a keloidsed armistused või halvasti ravitud haavad;
- kui teil on olnud vaskulaarsed häired, nt töödeldavas piirkonnas on varikoosset veenid või veresoonte laiendid;
- kui teie nahk on valgusele tundlik ning tekib kergesti lööve või allergiline reaktsioon;
- kui teil on töödeldavas piirkonnas infektsioonid, ekseemid, põletused, karvanääpsupõletik, lahtised rebandid, marrastused, lihtherpesviirus, haavad või nahakahjustused ja hematoomid;
- kui teile on töödeldavas piirkonnas teostatud lõikus;
- kui põete välgitisähvatustele tundlikku epilepsiat;
- kui teil on diabeet, erütematoosne luupus, porfüuria või ummustumise tõttu tekinud südamepuudulikkus;
- kui teil esineb hüübimishäireid;
- kui teil on esinenud immnosupressiivset haigust (sh HIV-nakkust või AIDSi).

#### **Ärge kasutage seadet, kui võtate mõnda allpool nimetatud ravimitest, s.t:**

- kui teie nahka ravitakse praegu või on hiljuti ravitud alfa-hüdroksühapetega (AHA-d), beeta-hüdroksühapetega (BHA-d), paikse isotretinoiini ja aselaiihappega;
- kui te olete viimase kuue kuu jooksul manustanud isotretinoiini Accutane® või Roaccutane® mis tahes kujul. Selline ravi muudab naha õhemaks ja seetõttu võib see muutuda vastuvõtlumaks rebenditele, haavanditele ja ärritustele;
- kui kasutate valuvaigisteid, mis vähendavad naha kuumustundlikkust;
- kui võtate fotosensiitivsust põhjustavaid aineid või ravimeid, vaadake ravimi pakendivahende ja ärge kasutage seadet, kui on kirjas, et see võib põhjustada fotoallergilisi või fototoksilisi reaktsioone või et peate hoiduma päikese eest ravimi võtmise ajal;
- kui võtate vere hüübimisvastaseid ravimeid, k.a suures koguses aspiriini viisil, mis välistab töötlemiseelse 1-nädalase kehast eemaldumise vahemiku;
- kui võtate immnosupressiivseid ravimeid.

#### **Ärge kasutage seadet järgmistes piirkondades:**

- näol;
- nibudel, nibu ümbritseval tumedal alal, väikelisel häbememokkadel, tupe ja päraku piirkonnas ning ninasõõrmete ja kõrvade sisemuses;
- mehed ei tohi seda kasutada munandikottidel ja näol;
- ükskõik millise kunstliku moodustise kohal, nt silikoonimplantaatide, stimulaatorite, nahaaluste süstimiskohtade (insuliinidosatorite) või kehaaugustustele kohal;
- sünnimärkidel, tedretähnidel, suurtel soontel, tumedaks pigmenteerunud aladel, armidel, nahaanomaaliatel ilma arstiga nõu pidamata. See võib põhjustada põletusi ja nahavärvi muutusi, mis muudab võimalike nahahaiguste (nt nahavähk) kindlakstegemise raskemaks;
- tüugastel, tätoveeringutel või püsimeigil. See võib põhjustada põletusi ja nahavärvi muutusi;

- piirkondadel, kus kasutate pikatoimelisi deodorante. See võib tekitada nahareaktsioone. Vt peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

**Ärge kasutage seadet päikesepõletuse saanud, hiljuti päevitunud (viimase 48 tunni jooksul) või vältspäevitunud nahal:**

- igasugune päevitamine võib mõjutada töötuse ohutust. See kehtib nii loomuliku päikesevalguse kui ka kunstpäevituse meetodite kohta, nt päevituspiimad, päevitusseadmed jne. Kui olete päevitunud või plaanite päevitada, vt peatükis „Kasutamiseks valmistumine” jaotist „Päevitusnõuanne”.

*Märkus. See loetelu pole ammendav. Kui te pole kindel, kas võite seadet kasutada, soovitame nõu pidada arstiga.*

### Elektromagnetväljad (EMF)

See Philipsi seade vastab köikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäevaste teaduslike tõendite alusel ohutu kasutada.

### Laadimine

Enne esmakasutust ja pärast tühjenemist laadige aku täiesti täis. Aku täielikuks laadimiseks kulub kuni üks tund ja 40 minutit.

Laadige seadet, kui laadimise märgutuli hakkab kasutamise ajal oranžilt põlema, andes märku tühjast akust. Kui see juhtub, on jätkmahtuvus vähemalt 30 välgitusähvatust.



Täiesti täis akud võimaldavad vähemalt 320 välgitusähvatust valgustugevuse 5 juures.

Laadige aku täis iga kolme-nelja kuu tagant, isegi siis, kui pole seda pikaaegselt kasutanud.

**Laadige seadet järgmisel viisil.**

- 1 Lülitage seade välja.
- 2 Sisestage seadme väike pistik seadme pistikupesssa ja lükake adapter seinakontakti.
  - Laadimise tähistamiseks vilgub laadimise ajal märgutuli roheliselt.
  - Kuiaku on täis laetud, hakkab laadimise märgutuli pidevalt roheliselt põlema.
- Märkused:
  - Laadimise käigus lähevad adapter ja seade soojaks. See on normaalne.
  - Seadet ei saa laadimise ajal kasutada.
  - See seade on varustatud aku ülekuumenemiskaitsegaga ja laadimist ei toimu, kui toa temperatuur on üle 40 °C.

ÄRGE KUNAGI KATKE SEADET EGA ADAPTERIT LAADIMISE AJAL KINNI.
- 3 Eemaldage adapter pärast laadimist seinakontaktist ja tömmake väike pistik seadmest välja.



## Kasutamiseks valmistumine

Optimaalse tulemuse ja suurima efektiivsuse saavutamiseks valmistage allkirjeldatud viisil ette piirkonnad, kus kavatsete seadet kasutada.

### Töödeldavate piirkondade ettevalmistamine

- Raseerige töödeldavaid piirkondi nii kaua, kuni toimub karvade taaskasv.

**Märkus.** Kui teie viimase epilatsioonimeetodiga kaasnes karvade eemaldamine juurtega (nt epileerimine, vahatamine jne), oodake enne Philips Lumea kasutamist, kuni on näha märgatavat karvade taaskasvu. Ärge kasutage raseerimise asemel depileerivaid kreeme.

### Juhime tähelepanu, et raseerimata või ebasobivalt raseeritud piirkondade töötlemisel esineb mitu soovimatut möju:

- juhuslike karvade ja mustuse tõttu võivad valguskiirguse väljundaken ja otsak määrduda. Määrdunud valguskiirguse väljundaken ja otsak võivad vähendada seadme tööiga ja tõhusust. Peale selle võivad määrdumise tõttu valguskiirguse väljundaknasse ja otsakule tekkinud pöletustäpid ehk mustad laigud muuta töötlemise valulikuks või põhjustada nahareaktsioone, nt punetus ja värvuse muutus.
- Nahal olevad karvad võivad körbeda, millega võib kaasneda ebameeldiv lõhn.

- Puhastage oma nahk ja veenduge, et see on karvutu, täiesti kuiv ning vaba õlistest ainetest (nt kosmeetikavahendites, nagu deodorantides, ihupiimades, parfüümides, pruunistavates kreemides ja päävituskreemides sisalduvatest ainetest).

- Kontrollige, et seadmes, eriti valguskiirguse väljundaknas ja otsakul, ei oleks takerdunud karvu, tolmu ega kiude. Kui täheldate määrdumist, puhastage seade vastavalt peatükis „Puhastamine ja hooldus“ toodud juhistele.

Märkused:

- Kui raseerimisel tekivid haavad või nahakahjustused, võib nahk olla tundlikum ning valgustöötlus võib mõnikord tunduda ebamugav.
- Kui karvade taaskasv lakkab, mis tavaiselt juhtub pärast 4–5 seanssi, ei pea te end enam enne seadme kasutamist raseerima.


## Valgustugevuse seadistamine

Philips Lumea on seade, mis on välja töötatud tarbijatele kodus kasutamiseks, ja seetõttu ei saa seda valuaistingu suhtes võrrelda professionaalse valguspõhiste seadmetega. Philips Lumea tekitatud valgusimpulsid on õrnemad kui professionaalsetel seadmetel ning seega võite eeldada, et töötlemine on **mugav** ja **tõhus**.

Te peate seadistama valgustugevuse vastavalt oma naha ja kehakarvade värvusele ning tasemele, mis tundub olevat mugav.

Alltoodud soovitatavate valgustugevustega tabel aitab teil kindlaks teha õiget valgustugevust.

- Vaadake alltoodud tabelit oma naha ja kehakarvade värvusele kõige sobivama valgustugevuse kindlakstegemiseks ja kontrollimiseks, kas kirjeldatud meetod teile sobib (kui mitte, siis on see tabelis x-ga tähistatud).



**2** Iga kehapiirkond ja võib-olla isegi selle osad võivad vajada erinevat sobivat valgustugevust vastavalt alltoodud soovitatavate valgustugevuste tabelile. Meetod on kõrgema tasemega valgustugevuste korral tõhusam, ent kui tunnete valu või ebamugavustunnet, peaksite valgustugevust vähendama.

tumedama nahaga inimestel on suurem nahaärrituse oht, sest nende nahk needab rohkem valgust. Seega soovitatakse tumedama nahaga inimestele väiksemate valgustugevuste kasutamist.

Valgusimpulss võib tunduda nahal soe või kuum, kuid ei tohiks kunagi olla valulik. Nahareaktsioonide ärahoitmise kohta vaadake peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

### Soovitatavad valgustugevused (1-5)

Alltoodud tabelis tähendab x seda, et teile seade ei sobi.

Naha värvus ja omadused:	valge (alati esinev päike- sepõle- tus, ei päävi- tu),	beež (kerge päikese- põletus, minimaal- selt pää- vituv),	helepruun (vahel esinev päi- kesepõle- tus, hästi lsvituv),	keskmiselt pruun (har- vaesinev päikesepõ- letus, kiires- ti ja hästi päävituv),	tume- pruun (harvaesi- nev päike- sepõletus, väga hästi päävituv),	pruunikas- must ja tume- dam (päikesepõletust esineb harva või peaaegu üldse mitte, päävitub väga tõm- muks).
-----------------------------	---	---	--	--	--	---

Kehakarvade  
värvus:

tumeblond / he- lepruun / pruun / tumepruun / must	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
valge / hall / pu- nane / heleblond	x	x	x	x	x	x

### Tähtis

Selle kontrollimiseks, kas Philips Lumea teile sobib, vaadake peatükki „Kellele Philips Lumea ei sobi?”.

Kui teie nahk on kokku puutunud loomuliku päikesevalgusega või kunstpäävituse meetodiga, võib see olla tumedam kui eelmise töötlust ajal. Vaadake eespool toodud tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie naha värvusega.

### Päävitusnõuanne

#### Kokkupuude päikesega enne töötlust

- Oodake enne seadme kasutamist vähemalt 48 tundi pärast päävitamist. Päävitamine võib põhjustada naha tumenemist (päävitumist) ja/või päikesepõletust (naha punetus).
- Nende 48 tunni möödudes kontrollige nahka, kas päikesepõletus on kadunud. Ärge kasutage Philips Lumead seni, kuni päikesepõletus püsib.

- Kui päikesepõletus on kadunud, tehke töödeldavas piirkonnas nahaproov (vt peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Esmakordne kasutamine”), et kindlaks teha sobiv valgustugevus.
- Kui nahk on päevitunud, tehke töödeldavas piirkonnas nahaproov (vt peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Esmakordne kasutamine”), et kindlaks teha sobiv valgustugevus. Selle tegemata jätmisel tekib oht nahareaktsioonide tekkeks pärast Philips Lumeaga töötlemist.

### Kokkupuude päikesega pärast töötlust

- Oodake vähemalt 24 tundi pärast töötlust, enne kui töödeldud piirkonnad päikesega kokku puutuvad. Isegi 24 tunni möödudes veenduge, et töödeldud nahal ei esine enam töölusest tingitud punetust, enne kui lasete sel päikesega kokku puutuda.
- Välja päikese kätte minnes katke töödeldud piirkonnad kinni või kasutage kahe nädala jooksul pärast töötlust päikesekaitsekreemi (SPF 30+).
- Töödeldud piirkondade kokkupuude päikesevalgusega ilma kaitseta kohe pärast töötlust võib suurendada kahjulike körvaltoimete ja nahareaktsioonide ohtu. Vt peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Võimalikud körvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

### Pruunistamine kunstvalguse käes

- Järgige eespool olevates punktides „Kokkupuude päikesega enne töötlust” ja „Kokkupuude päikesega pärast töötlust” toodud juhiseid.

### Pruunistamine kreemide abil

- Kui olete kasutanud pruunistavat ihupiima, oodake enne Philips Lumea kasutamist, kuni kunstpäevitus on täielikult kadunud.


**Märkus.** Lisateavet soovimatute nahareaktsioonide kohta saate peatüki „Seadme kasutamine” jaotisest „Võimalikud körvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

## Seadme kasutamine

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotises „Valgustugevuse seadistamine” olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, milline valgustugevus sobib teie naha ja kehakarvade värvusega kõige paremini. Kasutage seadet **hästivalgustatud** toas; see vähendab välgitisähvatuse tajutavat eredust. Raseerige enne seadme kasutamist töödeldav piirkond (vt peatükis „Kasutamiseks valmistumine” jaotist „Töödeldavate piirkondade ettevalmistamine”).

**Kui töötlemine muutub mingil ajahetkel väljakannatamatult valusaks, vähendage valgustugevuse seadistust, kuni töötlus on jälle mugav. Kui märkate, et nahareaktsioonid on kergest punetusest tugevamad, lopetaage kohe töötlemine ja lugege käesoleva peatüki jaotist „Võimalikud körvaltoimed ja nahareaktsioonid”.**


### Esmakordne kasutamine ja nahaproov




#### 1 Kinnitage kehaotsak seadmele.

Kehaotsakut võib kasutada soovimatute kehakarvade töötlemiseks köökides kaelast allapoole jäävates kehapiirkondades (erandite kohta lugege peatüki „Tähtis” jaotist „Vastunäidustused”).

#### 2 Valige töödeldavale piirkonnale lächedal olev piirkond.




- 3** Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu.  
► Seade alustab alati automaatselt madalaima seadistusega.



- 4** Rakendage üht välgutisähvatust oma nahatüibi jaoks madalaima soovitatava tugevuse juures (juhised selle kohta, kuidas välgutisähvatust vabastada, leiate käesoleva peatüki jaotise „Järgnev kasutamine“ punktidest 6–9).  
**5** Niikaua, kui see tundub mugav (mitte valus), suurendage seadistust ühe taseme võrra teie nahatüübile soovitatava vahemiku piires ning rakendage üht välgutisähvatust iga seadistuse puhul. Ärge rakendage rohkem kui üht välgutisähvatust samasse kohta.  
**6** Nahaproovi järel oodake 24 tundi ja kontrollige, kas nahal ei tekkinud mingit reaktsiooni. Kui nahal tekib reaktsioon, valige järgnevaks kasutamiseks kõrgeim seadistus, millega ei kaasnenud ühtki nahareaktsiooni.


Kui kasutate seadet esmakordset, soovitame teostada nahaproovi töödeldaval piirkonnal, et kontrollida teie naha reaktsiooni töötlustele ning harjuda valguspõhise töötlemisega.

### Järgnev kasutamine




- 1** Puhastage enne iga töötlust Philips Lumea otsak, valguskiirguse väljundaken ja otsaku sees olev metallraam. Lisateavet leiate peatükist „Puhistamine ja hooldus“.  
**2** Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja nupule.


Märkus. On normaalne, et seade ja otsak lähevad kasutamise ajal soojaks.




- 3** Iga töötluse alguses valige väga ettevaatlikult valgustugevus vastavalt oma naha tundlikkusele ja sellele, kui mugav töötlemine tundub. Teie nahk võib reageerida erinevatel päevadel / olukordades erinevalt mitmel põhjusel. Vt lisateavet käesoleva peatüki jaotisest „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid“.



- 4** Valgustugevuse taseme suurendamiseks vajutage nuppu ▲.  
Valgustugevuse taseme vähendamiseks vajutage nuppu ▼.  
► Iga kord kui nuppu vajutate, hakkab vastava taseme valgustugevuse märgutuli vilkuma. Selleks kulub mõni sekund.




- 5** Asetage seade  $90^{\circ}$  nurga all nahale selliselt, et otsak ja ohutusrõngas oleksid nahaga kontaktis.



- 6** Vajutage ohutusrõngas kerge survega survega täielikult vastu nahka.

Märkus. ohutusrõngal on kontaktlülitud, mis koos moodustavad seadme ohutussüsteemi. See ohutusrõngas hoiab nahast kaugemal hoides ära ettekatvatsematud sähvatused.



- Seadme tagaosas olev välgitivalmiduse nupp hakkab roheliselt põlema, kui kõik ohutusrõnga kontaktlülitud on nahaga kokkupuutes ja seade on laetud. Selleks võib kuluda kuni 3,5 sekundit.

Nöuanne. kasutamise hõlbustamiseks pingutage töödeldava piirkonna nahka. Võimalik, et pehmema nahaga piirkondades peaksite kontaktlülitude allavajutamiseks rakendama seadmele suuremat surve.




- 7** Välgitisähvatuse vabastamiseks vajutage välguti nuppu.

Märkus. seadme tekitatud nähtav valgus on välgitisähvatuse peegeldus nahalt ja on silmadele kahjulu. Kasutamise ajal pole kaitseprillide kandmine kohustuslik.

- 8** Laske välguti nupp pärast seadme välgatamist lahti.

- 9** Järgmise välgitisähvatuse tegemiseks korrale samme 6–9. Iga välgitisähvatuse järel kulub kuni 3,5 sekundit, kuni seade on taas välgitivalmis.

Ärge töödelge ühtsama piirkonda mitu korda ühe seansi väitel. See ei muuda töötlust tõhusamaks, vaid suurendab nahareaktsioonide ohtu.



**10** Seadme asetamisel nahale veenduge, et töötlemata alade välimiseks jäääks eelnevalt töödeldud alaga alati teatud ülekattuvus. Efektiivne välgutisähvatus väljub ainult valguskiirguse väljumise aknast. Veenduge, et välgutisähvatused tehtaks üksteise lähedale.

**11** Pärast töötlemise lõpetamist lülitage seade välja.

**12** Kontrollige, ega valguskiirguse väljundaknas ja otsakul pole karvu ja tolmu, ning puhastage seadet pärast kasutamist (vt ptk „Puhastamine ja hooldus”).

### Juhtnöörid töötlemiseks

#### Keskmine töötlemisaeg

Piirkond	Ligikaudne töötlemisaeg
Kaenlaalused	1,5 minutit kaenlaaluse kohta
Bikiinipiire	1,5 minutit ühe poole kohta
Kogu bikiinipiirkond	5 minutit
Ühe jala alumine osa	12 minutit
Kogu jalg	20 minutit

*Märkus. Eespool toodud keskmisi töötlemisaegu on järgitud uuringute ja katsete käigus. Individuaalsed töötlemisajad võivad inimeseti olla erinevad.*

*Märkus. Täielikult laetud akud teevad vähemalt 320 välgutisähvatust valgustugevuse 5 juures. Seda, kui kaua saate seadet kasutada, sõltub töödeldava piirkonna suurusest ja kasutatavast valgustugevuse seadistusest.*

#### Seadme kasutamine säärte

Vaadake peatükki „Kasutamiseks valmistumine“ jaotises „Valgustugevuse seadistamine“ olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie säärtega.


- Võite liigutada seadet säärel üles ja alla või risti üle selle, kuidas iganes teile mugavam on.

*Märkus. Kondised piirkonnad, nt sääre- ja pahkluud, on tundlikumad kui muud kehapiirkonnad. Kui surute otsakut tugevalt nende piirkondade vastu, võib nahk olla vastuvõtlukum nahareaktsioonidele, nt nahääritus ja punetus. Vt käesoleva peatuki jaost „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid“. Vajutage otsak nahale vastu vaid nii tugevalt, et süttiks välgutivalmiduse tuli, kuid mitte kõvemini.*

*Nõuanne. Seade võib jäätta töödeldavates piirkondades nahale jälgi. Need jäljed võivad näidata, kus saate töödeldavaid alasid üle katta.*

Kui kasutate seadet nii sääre ala- kui ka ülaosa töötlemiseks, peate seadet võib-olla töötlemise ajal uuesti laadima. See on normaalne. See, kui kaua saate seadet kasutada, sõltub töödeldava piirkonna suurusest ja kasutatavast valgustugevusest.

*Nõuanne. Paljud kasutajad kombineerivad säärte töötlemist muude koduste tegevustega, nt teleka vaatamise või muusika kuulamisega. Võite samuti proovida seda kogemust nauditavamaks ja lõõgastavamaks muuta.*



### **Seadme kasutamine bikiinipiirkonnas**

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotises „Valgustugevuse seadistamine” olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie bikiinipiirkonnaga.

Põhimõtteliselt on Philips Lumea piisavalt ohutu ja õrn kogu bikiinipiirkonna töötlemiseks (nt Brasilia või Hollywoodi stiilis). Kasutage tumedamat pigmenteerunud, tundlikumal bikiinipiirkonna nahal madalat seadistust. Ärge kasutage seadet väikelõiguliste häbememokkadel, tugevateks päraku piirkondadeks. Mehed, kes soovivad töödelda oma kubemepiirkonda, ei tohiks seadet kasutada munandikottidel.

**Märkus.** Hügieenilistel põhjustel puhastage otsak alati enne muu kehapiirkonna töötlemist.

### **Seadme kasutamine kaenla all**

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotises „Valgustugevuse seadistamine” olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie kaenlaalustega.

Kindlasti eemaldage kaenlaalustelt enne töötlemist deodorant, lõhnaõli, kreem või muu nahahooldustoodete.

*Nõuanne. Optimaalse tulemuse saavutamiseks kaenlaalustel seiske peegli ees, et oleks hea vaade töödeldavale piirkonnale ja välgutivalmiduse märgutulele. Tõstke käisvars üles ja asetage käsi kaelale, et kaenlaaluste nahk oleks pingul. Sel viisil saab ohutusrõngaga suruda lihtsamalt vastu nahka, mis lihtsustab töötlemist.*

**Märkus.** Peegeldunud valgus ei kahjusta teie silmi. Kui hajutatud valgus on ebameeldiv, sulgege välgitisähvatuse vabastamisel silmad.

### **Kuidas saavutada optimaalseid tulemusi**

- On normaalne, et karvad on pärast paari esimest töötlust ikka nähtavad (lisateavet leiate peatüki „Sissejuhatust” jaotisest „Tööpõhimõte”).
- Kõikide karvade edukaks eemaldamiseks ning karvanääpsu taasaktiveerumise vältimiseks tuleb töötlusi esimesel kahel kuul iga kahe nädala tagant korrrata. Seejärel peaks teie nahk olema sile ja karvavaba. Jaotises „Hooldusetapp” saatte teada, kuidas neid tulemusi hoida .


### **Hooldusetapp**

- Selle tagamiseks, et teie nahk püsib sile ja karvavaba, soovitame töötlust korrrata iga nelja kuni kuue nädala tagant. Töötluste vaheline aeg võib teie individuaalsetest karvade tagasikasvust lähtuvalt ja ka erinevates kehapiirkondades erineda. Kui töötlustele vahel kasvab tagasi liiga palju karvu, lihtsalt lühendage uuesti töötluste intervalli, kuid ärge töödelge ühtegi piirkonda sagedamini kui iga kahe nädala tagant. Kui kasutate seadet sagedamini kui soovitatud, ei paranda te töhusust, vaid suurendate nahareaktsioonide ohtu.

### **Võimalikud körvaltoimed ja nahareaktsioonid**

#### **Levinud nahareaktsioonid:**

- teie nahk võib veidi punetada ja/või kipitada, kihleda või tunduda soojana. See reaktsioon on täiesti loomulik ja kaob varsti;
- töödeldud piirkonnas võib esineda lühiajaliselt pääkesepõletusele sarnanev nahareaktsioon. Kui see ei kao kolme päeva jooksul, soovitame konsulteerida arstiga;



- raseerimise ja kerge töötuse tõttu võib nahk muutuda kuivaks ja tekkida sügelus. See on ohutu ja kaob paari päeva jooksul. Võite piirkonda jääpakkese või märja lapiga jahutada. Kui kuivus püsib, võite määrida töödeldud piirkonnale lõhnastamata niisutuskreemi 24 tundi pärast töötlust.

#### **Harvad kõrvaltoimed:**

- põletused, liigne punetus ja paistetus: neid reaktsioone esineb väga harva. Need on tingitud teie naha värvusele liiga kõrge valgustugevuse kasutamisest. Kui need reaktsioonid ei kao kolme päeva jooksul, soovitame konsulteerida arstiga. Oodake järgmiste töötusega, kuni nahk on täielikult paranenud ja veenduge, et kasutate madalamat valgustugevust;
- nahavärvuse muutumine: seda esineb väga harva. Naha värvuse muutus avaldub ümbritsevast piirkonnast tumedama või heledama laiguna. See on tingitud teie nahavärvusele liiga kõrge valgustugevuse kasutamisest. Kui värvuse muutus ei kao kahe nädala jooksul, soovitame konsulteerida arstiga. Ärge töödelge värvust muutnud piirkondi, kuni värvuse muutus on kadunud ja on taastunud naha normaalne värvus;
- nahainfektsioon ja -põletik: seda esineb väga harva ja seda võib põhjustada seadme kasutamine raseerimisest tingitud haavadel või sisselöigetel, juba olemasolevatel haavadel või sissekasvanud karvadel;
- liigne valu: seda võib esineda töötuse ajal või pärast seda, kui kasutasite seadet raseerimata nahal, kui kasutasite seadet teie nahavärvuse jaoks liiga kõrge valgustugevuse juures, kui rakendasite välgitusähvatust samas piirkonnas rohkem kui korra ja kui kasutasite seadet lahtitel haavadel, põletike ja infektsioonide piirkonnas, tätoveeringutel, põletushaavadel jne. Liseateavet saate peatüki „Tähtis” jaotisest „Vastunäidustused”.

#### **Pärast kasutamist**

- Ärge kasutage lõhnastatud kosmeetikavahendeid töödeldud piirkondades kohe pärast töötlust.
- Ärge kasutage deodoranti kohe pärast kaenlaaluste töötlust. Oodake, kuni naha punetus on täielikult kadunud.
- Päikesega kokkupuute ja kunstpäevituse kohta leiate teavet peatüki „Kasutuseks valmistumine” jaotisest „Päevitusnõuanne”.

#### **Puhastamine ja hooldus**

Optimaalse tulemuste ja seadme pika tööea tagamiseks puhastage seadet enne ja pärast iga kasutuskorda ning vajaduse korral ka töötlemise ajal. Seadme töhusus väheneb, kui seda ei puhastata korralikult.

Ärge kunagi puhastage seadet ja selle osasid kraani all või nõudepesumasinas.


Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsnu, abrasiivseid puhastusvahendeid ega sööbivaid vedelikke, nagu bensiin või atsetoon.

Ärge kriimustage valguskiirguse väljundakent või otsaku sees olevat metallraami.

*Märkus. Veenduge, et mustus ei ummistaks ohutusrõnga kontaktlüliteid.*


*Märkus. Lõpetage seadme kasutamine, kui valguskiirguse väljundakent või otsakut pole enam võimalik puhastada.*





- 1** Lülitage seade välja, tõmmake selle toitejuhe seinakontaktist välja ja laske sel jahtuda.

Märkus. Valguskiirguse väljundaken läheb kasutamise ajal kuumaks. Laske sel kindlasti enne puhastamist jahtuda.




- 2** Otsaku eemaldamiseks asetage sõrmed üla- ja alaservas olevatesse süvenditesse ning tõmmake õrnalt. Otsak peaks lihtsalt ära tulema.

- 3** Niisutage seadmega kaasasolevat pehmet lappi väheses vees ja kasutage seda järgmiste osade puhastamiseks:

- valguskiirguse väljundaken;
- otsaku välimispind;
- otsaku sees olev metallraam.

Märkus. Kui vesi ei puhasta tõhusalt, kasutage paarit kauget alkoholi eespool nimetatud osade puhastamiseks.

Märkus. Määrdunud valguskiirguse väljundaken ja/või otsak võivad välja näha nagi see pilt. Kindlasti puhastate seadet enne ja pärast iga kasutuskorda ning vajaduse korral ka töötlemise ajal vastavalt käesoleva jaotise juhistele.



Nõuanne. Kui otsaku servasid ei ole enam võimalik kaasasoleva puhastuslapiga puhastada, kasutage selle asemel vatipulka. Veenduge, et otsakul või valguskiirguse väljundaknal poleks mingeid ebemeid ega kiude.

- 4** Vajaduse korral puhastage seadet väljastpoolt seadmega kaasasoleva kuiva pehme puhastuslapiga.

## Hoiundamine

- 1** Lülitage seade välja, tõmmake selle toitejuhe seinakontaktist ja laske seadmel jahtuda.

- 2** Enne hoiustamist puhastage seade.

- 3** Pange seade komplektisolevasse kotti.

- 4** Hoiustage seade kuivas kohas temperatuurivahemikus 0-60 °C.

## Osade vahetamine

Kui te peate mõnda osa vahetama või soovite lisaoasa tellida, pöörduge Philipsi toodete edasimüüja poole või külastage veebilehte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Kui teil on osade muretsemisega raskusi, pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse.

### Varuosad

Saadaval on järgmised varuosad:

- Kehaotsak
- Adapter
- Kott

## Keskkond



- Seadme kasutusaja lõppedes ärge visake seda minema tavalise olmeprügi hulgas, vaid viige see ringlussevõtuks ametlikku kogumispunkti. Nii toimides aitata hoidaloodust.




- Seadmesse sisseehitatud laetavad akud võivad sisaldada keskkonda saastavaid aineid. Enne seadme kasutusest kõrvaldamist ja ametlikus kogumispunktis käitlemist peate alati akud seadmest eemaldama. Akud tuleb kasutusest kõrvaldada ametlikus akude kogumispunktis. Kui teil on akude eemaldamisega raskusi, võite seadme Philipsi hoolduskeskusesse viia. Keskuse personal võib akud teie eest eemaldada ja need keskkonda ohustamata kasutusest kõrvaldada.


## Aku eemaldamine

Taaslaetava aku eemaldamisel peab see täiesti tühi (laadimata) olema.


- 1 Sisestage naaskel või muu teravaotsaline tööriist seadme põhjakattesse ning kangutage see lahti.




- 2 Keerake kaks käepideme põhjaosas olevat kruvi kruvikeerajaga lahti.




- 3 Eemalda käepideme põhjaosa ja lõigake läbi kaks juhet, mis ühendavad põhjaosa seadmega.






**4** Tõmmake patareipistikud pikamokaliste näpitsate abil patareiklemmide küljest lahti.



**5** Tõmmake taaslaetavad patareid seadmest välja pikamokaliste näpitsate abil.



**6** Lõigake kaks juhet läbi üksaaval, tagamaks, et ei juhtuks võimalikust jäälkaengust tingitud õnnetusi.

## Garantii ja hooldus

Probleemide korral ning kui vajate hooldust või teavet, külastage Philipsi veebilehte [www.philips.com](http://www.philips.com) või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbrit otsige ülemaailmselt garantüleheelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja poole.

## Tehniline spetsifikatsioon

### Mudel SC2001/01

Nimipinge	100-240 V
Nimisagedus	50-60 Hz
Nimisisendvõimsus	7,5 W
Elektrilöögikaitse	Klass II
Kaitsetegur	IP 30 (EN 60529)
Kasutustingimused	Temperatuur: +15 °C kuni +35 °C Suhteline niiskus: 25–95%

**Mudel SC2001/01**

Hoiustamistingimused	Temperatuur: 0 °C kuni +60 °C Suhteline niiskus: 5-95%
Kehaotsaku spekter	> 570 nm
Liitium-ioon aku	2 x 3,7 volti, 1500 mAh

**Veaotsing**

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis seadmega juhtuda võivad. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbrit otsige ülemaailmselt garantüleheelt).

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Laetav aku on tühhaks saanud.	Laadige seade (vt pt „Laadimine”).
	Seade on rikkis.	Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Seade lülitub äkki välja.	Laetav aku on tühhaks saanud.	Laadige seade (vt pt „Laadimine”).
Adapter läheb laadimise ajal kuumaks.	See on normaalne.	Teha pole midagi vaja.
Laadimise märgutuli ei kustu, kui ma sisestan väikese pistiku seadme pessa.	Te pole adapterit seinakontaktiga ühendanud.	Sisestage seadme väike pistik seadme pistikupessa ja lükake adapter seinakontakti.
	Seinakontaktis ei ole voolu.	Ühendage muu seade seinakontakti, kontrollimaks, kas seal on voolu. Kui kontaktis on vool, kuid seade ikka ei hakka laadima, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
	Adapter pole korralikult seinakontakti ja/või väike pistik pole korralikult seadme pessa sisestatud.	Veenduge, et adapter oleks korralikult seinakontakti ja/või väike pistik korralikult seadme pessa sisestatud.
	Seade on rikkis.	Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ma lülitasin seadme sisse, kuid ei saa valgustugevust suurendada ega vähendada.	Seade on vaja lähtestada.	Seadme lähtestamiseks lülitage seade välja ja seejärel uesti sisse. Kui te ikka ei saa valgustugevust muuta, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Pannes seadme nahale, ei süttி välgutivalmiduse märgutuli põlema.	Te pole otsakut ja ohutusröngast korralikult vastu nahka pannud.	Pange seade $90^{\circ}$ nurga all vastu nahka, nii et kõik kontaktlülitud oleks nahaga tihedas kontaktis. Seejärel kontrollige, kas välgutivalmiduse märgutuli põleb ja vajutage välguti nuppu.
	Ohutusröngas on must.	Kui see ei tööta, siis asetage seade vastu oma keha sellist osa, kus oleks kerge kindlaks teha, kas seade on nahaga täielikus kontaktis, nt käe alaosale. Seejärel kontrollige, kas välgutivalmiduse märgutuli ikkagi ei hakka põlema, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Otsaku vastu nahka asetamisel ei hakka välgutivalmiduse märgutuli põlema, olguagi, et ventilaator töötab.	Ülekuumenemise kaitse on aktiveeritud.	Puhastage ohutusröngas hoolikalt. Kui te ei suuda ohutusröngast korralikult puhtaks saada, võtke otsaku vahetamiseks ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Välgutivalmiduse märgutuli on roheline, kuid välguti nupule surudes ei tekita seade välgutisähvatust.	Seade on vaja lähtestada.	Seadme lähtestamiseks lülitage seade välja ja seejärel uesti sisse. Kui pärast seadme vastu nahka asetamist välgutivalmiduse märgutuli ikka ei hakka põlema, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Seade läheb kasutamise käigus soojaks.	See on normaalne.	Teha pole midagi vaja.
Seade ei näita sisselülitamisel valgustugevuse 1. taset.	Seade on vaja lähtestada.	Seadme lähtestamiseks lülitage seade välja ja seejärel uesti sisse. Kui seade ikka ei näita valgustugevuse 1. taset, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Seadmest tuleb imelikku lõhna.	Otsak ja/või klaasfilter on määrdunud.	Puhastage otsak hoolikalt. Kui te ei suuda otsakut korralikult puhtaks saada, võtke otsaku vahetamiseks ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
	Te pole töödeldavat ala korralikult raseerinud.	Kui töödeldavas piirkonnas on karvu, võivad need seadme kasutamisel ära kõrbeda. Seetõttu tunneta imelikku lõhma. Raseerige töödeldav ala enne seadme kasutamist korralikult. Kui raseerimine ärritab nahka, piirake karvad võimalikult lühikeseks ja kasutage mugavat seadistust.
	Olete seadme hoiustanud tolmusesse keskkonda.	Imelik lõhn kaob pärast mõnda välgutisähvatust.
Nahk tundub töötlemise ajal tundlikum kui tavaliselt.	Valgustugevus, mida kasutate, on liiga kõrge.	Kontrollige, kas olete valinud õige valgustugevuse. Vajaduse korral seadistage valgustugevuse tase madalamaks.
	Te pole töödeldatavaid alasid raseerinud.	Raseerige enne seadme kasutamist töödeldavad piirkonnad. Kui raseerimine ärritab nahka, piirake karvad võimalikult lühikeseks ja kasutage mugavat seadistust.
	Valguskiirguse väljundakna UV-filter on katki.	Kui valguskiirguse väljundakna UV-filter on katki, ärge seadet enam kasutage. Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
	Seade on rikkis.	Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Seadme kasutamisel tunnen ma talumatuut valuaistingut.	Te pole töödeldatavaid alasid raseerinud.	Raseerige enne seadme kasutamist töödeldavad piirkonnad. Kui raseerimine ärritab nahka, piirake karvad võimalikult lühikeseks ja kasutage mugavat seadistust.
	Töötlete ala, mille jaoks seade ei sobi.	Seadet ei tohi kasutada väikestel häbememakkadel, tupe või päraku piirkonnas, nibudel, nibu ümbrisseval turnedal alal, huultel, ninasõõrmete ja kõrvade sisemuses, silmade ja kulmude ümbruses. Mehed ei tohi seda kasutada näol ega munandikotil.
	Kasutasite valgustugevust, mis on teie jaoks liiga kõrge.	Vähendage valgustugevus taseme niisugust, mis on teile mugav. Vt ptk „Ettevalmistused kasutamiseks“ jaotist „Valgustugevuse seadistamine“.
	Valguskiirguse väljundaken on katki.	Kui valguskiirguse väljundaken on katki, ärge seadet enam kasutage. Pöörduge otsaku vahetamiseks oma edasimüüja või Philipsi teeninduskeskuse poole või võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
	Seade ei sobi te nahha värvusega.	Ärge seadet kasutage, kui te nahk on väga tume. Ärge seadet ka siis kasutage, kui te kehakarvad on heleblondid, punased, hallid või valged.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Pärast töötlemist muutuvad töödeldud alad punaseks.	Kerge punetus on ohutu ja tavalline ning kaob kiiresti.	Teha pole midagi vaja.
Töötlemisjärgne naha reaktsioon kestab tavapärasest kauem.	Kasutasite valgustugevust, mis on teie jaoks liiga kõrge.	Valige järgmisel korral madalama tasemega valgustugevus. Vt ptk „Ettevalmistused kasutamiseks“ jaotist „Valgustugevuse seadistamine“.
Karvade eemaldamise tulemus ei ole rahuldav.	Kasutasite valgustugevust, mis on teie jaoks liiga madal.	Kui naha reaktsioon kestab pikemalt kui 3 päeva, pöörduge oma arsti poole.
	Seadme kasutamisel polnud alade ülekattuvus piisav.	Valige järgmisel korral kõrgema tasemega valgustugevus.
	Te ei kasuta seadet nii tihti kui soovitatud.	Koikide karvade edukaks eemaldamiseks ning karvajuure taasaktiveerumise vältimiseks tuleb töötlusi esimesel kahel iga kahe nädala tagant korrrata. Seejärel peaks teie nahk olema sile ja karvavaba. Nende tulemuste säilitamiseks soovitame korrrata töötlusi kaenla all, bikiinipiirkonnas, käsilvartel ja kõhlul iga kahe nädala tagant. Et sääratel on taaskasv tavaselt aeglasem, piisab säärite sileda ja karvavabana hoidmiseks arvatavasti töötlemisest iga nelja nädala tagant. Kui näete, et nende nelja nädala jooksul kasvab tagasi liiga palju karvu, siis lihtsalt lühendage uuesti töötluste vahelist intervalli, kuid ärge töödelge sagedamini kui korra iga kahe nädala tagant.
	Seade ei sobi te karvade või naha värvusega.	Ärge seadet kasutage, kui kehakarvad on heleblondid, punased, hallid või valged. Ärge seadet ka siis kasutage, kui te nahk on väga tume.
Karvad hakkavad uesti kasvama mõnedes kohtades töödeldud piirkondades.	Seadme kasutamisel polnud alade ülekattuvus piisav.	Karvaeemaldamise tulemuste parandamiseks peate seadme kasutamisel laskma aladel piisavalt üle kattuda. Vt ptk „Seadme kasutamine“ sammu 11.
	Karvad hakkavad loomuliku karvakasvu tsükli osana uesti kasvama.	See on normaalne. See on osa karvade loomuliku karvakasvu tsüklist, kui karvad hakkavad uesti kasvama. Ent uuestikasvavad karvad on endistest pehmemad ja peenemad.

**Turinys**

- Ivadas 51
- Nauda 51
  - Intensyvi impulsinės šviesos (angl. „Intense Pulsed Light“ – IPL) technologija, skirta naudoti namuose 51
  - Efektyvus plaukų ataugimo slopinimas – kasdien švelni oda 51
  - Švelnus poveikis, net ir jautriose kūno vietose 52
  - Veikia neįjungus į elektros tinklą, todėl naudojant užtikrina laisvę ir lankstumą 52
  - Lempos nereikia keisti 52
  - Kaip veikia „Philips“ intensyvios impulsinės šviesos technologija 52
  - Plaukų augimas 52
  - Veikimo principas 52
  - Bendrasis aprašymas 53
  - Svarbu 53
    - Pavojus 53
    - Ispėjimas 53
      - Norėdami išvengti sugadinimo: 54
    - Dėmesio 54
      - Atsiminkite, kad reikia vengti šių veiksmų, kad nesutrumpėtų jūsų „Philips Lumea“ eksplloatavimo laikas: 54
      - Kam netinka „Philips Lumea“? 54
    - Kontraindikacijos 54
      - Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu esate nėščia arba maitinate krūtimi: 54
      - Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų odos ir (arba) plaukų spalva netinkama, t. y.: 54
      - Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jums diagnozuotas kuris nors iš žemiau išvardytų sutrikimų, t. y.: 55
      - Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu vartojate kuriuos nors iš žemiau išvardytų vaistų, t. y.: 55
      - Niekada nenaudokite prietaiso šiose kūno srityse: 55
      - Niekada nenaudokite prietaiso ant saulėje nudegusios odos, neseniai jdegegusios odos (per pastarąsias 48 valandas) arba jeigu naudojote dirbtines jdegio priemones: 56
    - Elektromagnetiniai laukai (EML) 56
  - Ikvėimas 56
  - Paruošimas naudojimui 57
    - Procedūros sričių paruošimas 57
    - Šviesos stiprumo lygio nustatymas 57
    - Rekomenduojami šviesos intensyvumai (1–5) 58
    - Svarbu 58
      - Patarimai dėl jdegio 58
  - Prietaiso naudojimas 59
    - Pirmas naudojimas ir odos bandymas 59
    - Tolimesnis naudojimas 60
    - Procedūros nurodymai 62
      - Vidutinis procedūros laikas 62
      - Prietaiso naudojimas kojoms 62
      - Prietaiso naudojimas bikinio srityje 63
      - Prietaiso naudojimas pažastyste 63
    - Kaip pasiekti geriausių rezultatų 63

Priežiūros fazė	63
Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija	63
Po naudojimo	64
Valymas ir priežiūra	64
Laikymas	65
Pakeitimas	65
Keičiamos dalys	65
Aplinka	66
Pakartotinai įkraunamu baterijų išémimas	66
Garantija ir techninė priežiūra	67
Techninės specifikacijos	67
Trikčių diagnostika ir šalinimas	68

## Ivadas

Sveikiname įsigijus gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“! Kad galėtumėte naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį užregistruokite adresu [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea).

Šviesa paremtas plaukų šalinimas yra vienas veiksmingiausių būdų ilgam laikui atsikratyti nepageidaujamų kūno plaukų. Jis skiriasi nuo šiuo metu namuose naudojamų plaukų šalinimo būdų, nes smarkiai slopina plaukų ataugimą. „Philips“ tyrinėjo šį būdą kartu su geriausiais dermatologais daugiau nei 10 metų. Dabar galite naudotis šia naujovės technologija patogiai ir asmeniškai namuose, kada norite ir kur norite.

Ši įranga buvo specialiai sukurta ir pritaikyta moterims, bet ją gali naudoti ir vyrai.

Ji skirta kūno plaukams toliau išvardytose vietose šalinti:

- pažastystė
- ant rankų
- ant pilvo
- bikinio srityje
- ant kojų

Nenaudokite „Philips Lumea“ ant veido.

„Philips Lumea“ gali naudoti tik vienas asmuo. Jei reikia daugiau informacijos apie „Philips Lumea“, žr: [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea). Reguliariai peržiūrėkite mūsų puslapį, ar néra naujienų.

## Nauda

Ši įranga turi tokią privalumų:

### **Intensyvi impulsinės šviesos (angl. „Intense Pulsed Light“ – IPL) technologija, skirta naudoti namuose**

„Philips Lumea“ naudoja šviesa paremtą technologiją, kuri vadina intensyvia impulsine šviesa (angl. „Intense Pulsed Light“ – IPL). IPL taip pat naudojama profesionaliuose grožio salonuose plaukams šalinti – ir jau penkiolika metų. Dabar „Philips Lumea“ perkélė šią naujovės technologiją į jūsų namus.

### **Efektyvus plaukų ataugimo slopinimas – kasdien švelni oda**

Šis būdas užtikrina, jog plaukai neataugs greitai, o oda išliks itin švelni.

Mūsų tyrimai parodė, jog plaukuotumas smarkiai sumažėjo jau po dviejų procedūrų. Optimalių rezultatų paprastai pasiekiamas po keturių ar penkių procedūrų. Plaukų tankumo sumažėjimas pastebimas po kiekvienos procedūros. Kaip greitai poveikis pasidaro matomas ir kiek laiko rezultatas

įšlieka, priklauso nuo žmonių. Jei reikia daugiau informacijos, žr: skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Kaip pasiekti optimalių rezultatų“.

### **Švelnus poveikis, net ir jautriose kūno vietose**

„Philips Lumea“ buvo sukurtas bendradarbiaujant su geriausiais dermatologais, siekiant, kad procedūros būtų efektyvios ir švelnios odai, net ir jautriauose kūno vietose.

### **Veikia neįjungus į elektros tinklą, todėl naudojant užtikrina laisvę ir lankstumą**

Kadangi prietaisas maitinamas iškraunamais maitinimo elementais, jį galima nešioti ir naudoti kur panorėjus.

### **Lempos nereikia keisti**

„Philips Lumea“ įmontuota aukštų techninių duomenų lempa, kurios nereikia keisti. Ši lempa gali generuoti daugiau nei 80 000 blyksnių, o tai leidžia nuolatos naudoti prietaisą ilgiu nei 5 metus\* nevaistant pinigų brangioms lempoms keisti.

\*Remiantis vidutiniu naudojimo dažnumu ir laikantis rekomenduojamų procedūrų režimo, kai prietaisą naudoja vienas naudotojas.

### **Kaip veikia „Philips“ intensyvios impulsinės šviesos technologija**

#### **Plaukų augimas**

Įvairių žmonių plaukų augimo greitis skiriasi atsižvelgiant į amžių, medžiagų apykaitą ir kitus faktorius. Tačiau visų plaukai auga 3 fazėmis.

##### **1 Augimo fazė (anageno fazė)**

Plaukas aktyviai auga iš šaknies. Šioje fazėje melanino koncentracija yra didžiausia. Melaninas atsakingas už plaukų pigmentaciją. Be to, nuo melanino koncentracijos priklauso šio būdo efektyvumo faktorius. Tik tie plaukai, kurie yra augimo fazės, gali reaguoti į poveikį šviesa.

##### **2 Silpnėjimo fazė (katageno fazė)**

Plaukas nustoja augti ir, prieš jam iškrinant, susitraukia jo šaknis.

##### **3 Poilsio fazė (telogeno fazė)**


Senas plaukas atskisiria nuo plauko folikulo ir iškrita. Folikulas lieka ramybės būsenos, kol biologinis laikrodis nurodo jam vėlapti aktyviams ir auginti naują plauką.

#### **Veikimo principas**

Prietaisas veikia įkaitindamas plaukų ir po oda esančią šaknį. Melaninas, esantis plauke ir plauko šaknyje, sugeria skeidžiamus šviesos impulsus. Kuo tamsesnė plauko spalva, tuo daugiau šviesos sugeriamas. Šiuo procesu plaukas stimuliuojamas pereiti į ramybės fazę.

Dabar plaukas iškrita natūraliai ir plauko augimas sustabdomas. Gali praeiti viena ar dvi savaitės, kol plaukai iškris. Per vieną procedūrą visiškai pašalinti plaukų neįmanoma, nes tik augimo fazės plaukai gali reaguoti į poveikį šviesa. Procedūros metu veikiamoje vietoje esantys plaukai paprastai yra skirtingos plaukų augimo ciklo fazės. Kad veiksmingai pašalintumėte visus plaukus, turite kartoti procedūras kas dvi savaitės keletą kartų.

Integruotas optinis filtras apsaugo, kad UV spinduliai nepasiektų odos, ir užtikrina prietaiso saugumą odai.



**Bendrasis aprašymas (Pav. 2)**

- A Šviesos išspinduliavimo lanelis su integrnuotu UV filtru
  - B Kūno priedas
  - C Metalinis rėmelis priedo viduje
  - D Saugos sistema (saugos žiedas su kontaktiniais jungikliais)
  - E Blyksnio mygtukas
  - F Intensyvumą žyminčios lemputės (1–5)
  - G ▲ Intensyvumo didinimo mygtukas
  - H ▼ Intensyvumo mažinimo mygtukas
  - I Įkrovimo lemputė ir maitinimo elemento išskrovimo indikatorius
  - J Įjungimo / išjungimo mygtukas
  - K Lemputė „parengta blyksniui“
  - L Prietaiso lizdas
  - M Adapteris
  - N Mažas kištukas
  - O Oro angos
- Taip pat yra: krepšelis ir valymo šluostė

**Svarbu**

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prieikti ateityje.

**Pavojus**

- Vanduo ir elektra yra pavojingas derinys. Nesinaudokite prietaisu drėgnoje aplinkoje (pvz., netoli vonios su vandeniu, veikiančio dušo ar baseino).
- Prietaisą ir adapterį laikykite sausoje vietoje.
- Jeigu prietaisas sulūžo, nelieskite jokių vidinių dalių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Niekada nekiškite jokių daiktų į prietaisą.

**Įspėjimas**

- Šio prietaiso negali naudoti asmenys (iskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai yra silpnesni, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu išmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prietaiso negali naudoti 15 metų nesulaukę vaikai. 15–18 metų paaugliai gali naudoti prietaisą su tėvų arba globėjų sutikimu ir (arba) pagalba. Suaugusieji nuo 19 metų ir vyresni gali laisvai naudotis prietaisu.
- Prietaisą įkraukite tik naudodami rinkinyje esantį adapterį.
- Nenaudokite prietaiso ar kroviklio, jei jie pažeisti.
- Adapteryje yra transformatorius. Kad nesukeltumėte pavojingų situacijų, jokiu būdu nenupjaukite adapterio, norėdami jį pakeisti kitu kištuku.
- Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originalaus tipo adapteriu.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu sudužo UV filtras šviesos išspinduliavimo langelyje.

**Norėdami išvengti sugadinimo:**

- Jisitinkite, kad niekas neblokuoja oro srauto per ventiliacijos angas.
- Niekada stipriai nesutrenkite prietaiso, jo nepurkykite ir nenumeskite.
- Pernešę prietaisą iš labai šaltos aplinkos į labai šiltą arba atvirkščiai, prieš jį naudodami palaukite maždaug 3 valandas.
- Laikykite prietaisą dėkla, kad jis neapdulkėtų.
- Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Pasinaudojė prietaisu, visada ji išjunkite.
- Nepalikite prietaiso tiesioginėje Saulės šviesoje ar ultravioletiniuose spinduliuose keletą valandų.
- Neleiskite blyksnių virš jokio kito paviršiaus, išskyrus odą. Taip galite sugadinti priedą ir (arba) šviesos išspindulavimo langelį. Leiskite blyksnius, tik kai prietaisas yra prigludęs prie odos.

**Dėmesio**

- Šis prietaisas skirtas nepageidaujamiams plaukams nuo kūno sričių žemiau kaklo šalinti. Nenaudokite jo jokiems kitoms tikslams.
- Naudokite šį prietaisą pasirinkę tik jūsų odos tipui tinkančius nustatymus. Naudojant aukštesnio lygio nustatymus, nei rekomenduojama, gali padidėti odos reakcijos ir pašalinio poveikio rizika.

**Atsiminkite, kad reikia vengti šių veiksmų, kad nesutrumpėtų jūsų „Philips Lumea“ eksploatavimo laikas:**

- Nenaudokite prietaiso esant žemesnei nei 15 °C ir aukštesnei nei 35 °C temperatūrai.
- Prietaise yra apsaugos nuo perkaitimo funkcija. Jei prietaisas perkaista, jis nešviečia. Neišjunkite prietaiso – leiskite jam atvėsti maždaug 15 minučių prieš tēsdami procedūrą.
- Norėdami prietaisą patikrinti arba pataisyti, kreipkitės į igaliotąjį „Philips“ techninės priežiūros centrą. Dėl nekvalifikuoto taisymo prietaisas gali būti pavojingas naudotojui.
- Niekada nenaudokite prietaiso jokiais skyriuje „Kontraindikacijos“ nurodytais atvejais.

**Kam netinka „Philips Lumea“?**

„Philips Lumea“ nėra skirtas visiems. Jei kuri nors nurodytų sąlygų jums tinka, šio prietaiso jūs **negalite** naudoti!

**Kontraindikacijos****Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu esate nėščia arba maitinate krūtimi.****Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų odos ir (arba) plaukų spalva netinkama, t. y.:**

- Jeigu jūsų natūrali plaukų spalva poveikio vietose yra šviesiai geltona, balta, žila arba raudona.
- Jeigu jūsų odos tipas yra VI (jūs retai arba niekada nepatiriate nudegimų nuo Saulės ir įdegiate labai tamsiai; jūsų odos spalva yra rudai juoda arba tamsesnė). Tokiai atvejais naudojant „Philips Lumea“ iškyla didelė rizika išsivystyti odos reakcijai, tokiai kaip stiprus paraudimas, nudegimas arba spalvos išblukimas.



**Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jums diagnozuotas kuris nors iš žemiau išvardytų sutrikimų, t. y.:**

- Jeigu jums nustatytos tokios odos ligos kaip aktyvus odos vėžys, esate sirgę odos vėžiu arba kitomis lokaliniu vėžio rūsimis netoli srities, kurioje ketinate atlikti procedūrą.
- Jeigu turite priešvėžinių pakitimų arba daug netipinių apgamų srityse, kuriose ketinate atlikti procedūrą.
- Jei buvo pasireiškės kolageno sutrikimas, pvz., keloidinio rando formavimasis arba sunkiai gyjančios žaizdos.
- Jei srityse, kuriose ketinate atlikti procedūrą, buvo aptikta kraujagyslių liga, pvz., išsplėtusios venos arba venų ektazija.
- Jeigu jūsų oda yra jautri šviesai ir lengvai išsvysto bėrimai arba alerginė reakcija.
- Jei odos srityse, kuriose atliksite procedūrą, yra infekcija, egzema, nudeginė, uždegimo paveikštų folikulų, atvirų jdrėskimų, nubrozdinimų, herpesas, žaizdų ar pažeidimų ir kraujosruvu.
- Jeigu patyrėte operaciją srityje, kurioje ketinate atlikti procedūrą.
- Jei sergate epilepsija, pasireiškiančią dėl jautrumo mirksinčiai šviesai.
- Jei sergate diabetu, raudonaja vilklige, porfirija arba išemine širdies liga.
- Jeigu turite kokių nors kraujavimo sutrikimų.
- Jeigu jums buvo diagnozuota imuninės sistemos liga (iskaitant ŽIV infekciją arba AIDS).

**Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu vartojate kuriuos nors iš žemiau išvardytų vaistus, t. y.:**

- Jeigu jūsų oda šiuo metu gydoma ar neseniai buvo gydoma alfa hidroksirūgtimišis (AHA), beta hidroksirūgtimišis (BHA), topiniu izotretinoinu ir azelaino rūgštimi.
- Jeigu bet kokia forma naudojote izotretinoiną „Accutane®“ arba „Roaccutane®“ per pastaruosius šešis mėnesius. Šis gydymas plonina odą, todėl ji greičiau nusitrina, lengvai atsiranda žaizdos ir sudirginimai.
- Jei vartojate skausmą mažinančius vaistus, slopinančius odos jautrumą karščiu.
- Jeigu vartojate šviesai jautrius medžiagas ar vaistus, perskaitykite vaistų pakuotės lapelį ir jokiu būdu nenaudokite prietaiso, jeigu nurodyta, kad tai gali sukelti fotoalergines reakcijas, fototoksines reakcijas, arba jeigu turite vengti saulės spinduliu, kai vartojate šiuos vaistus.
- Jei vartojate krešėjimą mažinančius vaistus, pvz., didelius kiekius aspirino, ir negalite padaryti mažiausiai 1 savaitės pertraukos prieš kiekvieną procedūrą.
- Jeigu vartojate imuninę sistemą slopinančius vaistus.

**Niekada nenaudokite prietaiso šiose kūno srityse:**

- ant veido;
- ant spenelių, areolės, vidinių lytinių lūpų, vaginos, išeinamosios angos, šnervėse ir ausyse.
- Vyrai neturi jo naudoti ant kapšelio ir veido.
- Ant arba greta dirbtinių elementų, pvz., silikoninių implantų, širdies stimulatorių, poodinių injekcijų kateterių (insulino pompu) arba auskarų.
- Nepasitarę su gydytoju, procedūros neatlikite ant apgamų, strazdanų, stambų venu, tamsesnės pigmentacijos sričių, randų, odos anomalijų. Atlikus procedūrą šiose srityse, oda gali nudegti ir pakisti jos spalva, dėl to gali būti sunkiai atpažinti odos ligas (pvz., odos vėžį).

- Ant karpų, taturuočių ar ilgalaičio makiažo. Dėl to gali atsirasti nudegimų ir pakisti odos spalva.
- Srityse, kuriose naudojate ilgai veikiantį dezodorantą. Tai gali sukelti odos reakciją. Žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

**Niekada nenaudokite prietaiso ant saulėje nudegusios odos, neseniai įdegusios odos (per pastarąsias 48 valandas) arba jeigu naudojote dirbtines įdegio priemones:**

- Bet kokių tipo odos įdegis gali turėti neigiamos įtakos procedūros saugai. Tai taikoma tiek natūraliam įdeginiui saulėje, tiek dirbtiniams įdeginiams, tokiemis kaip įdegio losjonai, deginimosi įranga ir t. t. Jeigu esate įdege arba ketinate degintis, žr. skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalį „Patarimai dėl įdegio“.

*Pastaba. Šis sąrašas nėra galutinis. Jeigu nesate įsitikinę, kad galite naudoti prietaisą, pasikonsultuokite su gydytoju.*

### **Elektromagnetiniai laukai (EML)**

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EML) standartus. Remiantis dabartine moksline informacija, prietaisą naudojant tinkamai ir pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, ji naudoti saugu.

### **Įkrovimas**

Prieš naudodamasi prietaisą pirmą kartą ir tada, kai baterijos yra išsieikvojusios, visiškai jas įkraukite. Baterijos visiškai įkraunamos per 1 val. 40 min.



Įkraukite prietaisą, kai ji naudojant įkrovimo lemputę šviečia oranžinė spalva, rodydama, kad baterija yra išsieikvojusi. Kai tai įvyksta, likusi talpa yra mažiausiai 30 blyksnių.

Visiškai įkrautomis baterijomis galima atlkti mažiausiai 320 blyksnių, kai nustatyta šviesos intensyvumo reikšmė 5.

Visiškai įkraukite prietaisą kas 3 ar 4 mėnesius, net jei ilgesnį laiką jo nenaudojate.

#### **Įkraukite prietaisą taip:**

- 1 Išjunkite prietaisą.
- 2 Ikiškite mažą kištuką į prietaisą ir adapterį įjunkite į sieninį elektros lizdą.
  - Įkrovimo lemputė, nurodanti, kad prietaisas įkraunamas, šviečia žaliai.
  - Kai baterijos visiškai įkrautos, įkrovimo lemputė nuolat dega žaliai.
 Pastabos:
  - Kraunant adapteris ir prietaisas pasidaro šilti. Tai normalu.
  - Kraunant prietaiso naudoti negalima.
  - Šiame prietaise yra apsaugos nuo baterijos perkaitimo funkcija ir ji nekraunama, jeigu kambario temperatūra viršija 40 °C.
- 3 Įkraudami prietaisą, neuždenkite jo ir adapterio.
- 4 Įkrovę maitinimo elementą, ištraukite adapterį iš sieninio elektros lizdo, o mažajį kištuką – iš prietaiso.





## Paruošimas naudojimui

Siekdami optimalių rezultatų ir didžiausio efektyvumo, toliau pateiktu būdu paruoškite odos sritis, kuriose ketinate atlikti procedūrą.

### Procedūros sričių paruošimas

- Tol, kol plaukai atauga, sritis, kuriose ketinate atlikti procedūrą, nuskuskite.

*Pastaba. Jeigu paskutinių kartų depiliavotės šalindami plaukus su šaknimis (pvz., epilatoriumi, vašku ir t. t.), prieš naudodamai „Philips Lumea“ palaukite, kol plaukai pastebimai ataugs. Nenaudokite depiliavimo kremų vietoj skutimosi priemonių.*

### Įsidėmėkite, kad atliekant procedūrą nenukustose arba blogai nukustose srityse gali atsirasti įvairių nepageidaujamų reiškinį:

- Šviesos išspinduliavimo langelis gali užsiteršti iškritusiais plaukais ir nešvarumais. Užterštas šviesos išspinduliavimo langelis ir priedas gali sutrumpinti prietaiso ekspluatavimo laiką ir efektyvumą. Be to, ant šviesos išspinduliavimo langolio ir predo dėl taršos gali atsirasti nudegimų arba juodų dėmių, dėl kurių procedūra gali tapti skausminga arba sukelti tokias odos reakcijas kaip paraudimas arba spalvos pakitimas.
- Plaukeliai ant jūsų odos gali imti degti ir skleisti nemalonų kvapą.

- Nuvalykite odą ir įsitinkinkite, kad ji sausa ir ant jos neliko plaukų, riebalų ir alieju (pvz., kosmetikos priemonių, tokių kaip dezodorantai, losjonai, kvepalai, savaiminio įdegio kremai ir kremai nuo saulės).

- Patikrinkite prietaisą, ypač šviesos išspinduliavimo langoļi ir priedą, ar néra įstrigusių plaukų, dulkių ir odos dalelių. Jeigu matote kokiu nors teršalų, išvalykite prietaisą pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Pastabos:

- Jeigu skutantis atsirado žaizdelių ar pažeidimų, oda gali tapti jautresnė ir šviesos procedūros kartais gali būti nemalonios.
- Plaukams nustojus ataugti, o tai dažniausiai nutinka po 4–5 procedūrų, jums nebereikia jos skusti prieš naudojant prietaisą.


### Šviesos stiprumo lygio nustatymas

„Philips Lumea“ yra prietaisas, skirtas naudoti namuose, todėl negali būti lyginamas su profesionalia šviesa paremta įranga, atsižvelgiant į skausmo pojūtį. „Philips Lumea“ skleidžiami šviesos impulsai yra švelnesni nei profesionalių prietaisų, todėl galite tikėtis **tinkamo** ir **veiksmingo** poveikio.

Šviesos intensyvumą turite nustatyti atsižvelgdami į odos ir kūno plaukų spalvą ir į lygi, kuris jums nekelia nemalonų pojūčių.

Zemiau pateikta lentelė su rekomenduojamais šviesos intensyvumo nustatymais padės jums nustatyti tinkamą šviesos intensyvumą.

- Vadovaudamiesi žemiau pateikta lentele nustatykite, kuris šviesos intensyvumas labiausiai atitinka jūsų odos ir kūno plaukų spalvą, ir patikrinkite, ar šis metodas jums tinkta (jei netinka, lentelėje tai žymima x).



**2** Kiekvienai kūno sričiai ir gal net atskiroms kūno sričių vietoms reikalingas atitinkamas šviesos intensyvumas, kaip rekomenduojama žemiau pateiktoje lentelėje. Metodas yra veiksmingesnis esant didesniams intensyvumui, bet turite sumazinti šviesos intensyvumą, jeigu jaučiate skausmą ar diskomfortą.

Asmenims, kurių oda tamsi, yra didesnė tikimybė, kad oda sudirgs, nes ji absorbuoja daugiau šviesos. Todėl jiems rekomenduojama nustatyti žemesnį šviesos intensyvumą.

Dėl šviesos impulsų odai gali būti jaučiama šiluma ar karštis, bet jie neturi būti skausmingi. Informacijos, kaip apsaugoti nuo odos reakcijų, rasite skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalyje „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

### Rekomenduojami šviesos intensyvumai (1–5)

Žemiau esančioje lentelėje „x“ reiškia, kad prietaisas jums netinka.

Odos spalva ir ypatybės:	Balta (saulėje visada nudega, nejdega)	Smėlio (saulėje lengvai nudega, beveik nejdega)	Šviesiai ruda (saulėje kartais nudega, gerai įdega)	Vidutiniškai ruda (saulėje retai nudega, greitai ir gerai įdega)	Tamsiai ruda (saulėje retai nudega, labai gerai įdega)	Rudai juoda ir tamsėnė (retai arba niekada nudega saulėje, labai tamsiai įdega)
--------------------------	--	---	---	--	--	---

Kūno plaukų spalva:

tamsiai geltoni / šviesiai rudi / rudi / tamsiai rudi / juodi	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
balti / žili / raudoni / šviesiai geltoni	x	x	x	x	x	x

### Svarbu

Norédami sužinoti, ar „Philips Lumea“ jums tinkta, žr. skyrių „Kam netinka „Philips Lumea“?“

Jeigu jūsų oda yra įdegusi natūralioje saulės šviesoje ar dirbtiniu būdu, ji gali būti tamsesnė nei ankstesnės procedūros metu. Žiūrėkite aukščiau pateiktą lentelę ir sužinokite, kurie nustatymai tinkta jūsų odos spalvi.

### Patarimai dėl įdegio

#### Deginimasis saulėje prieš procedūrą

- Pasidegintę saulėje palaukite mažiausiai 48 valandas prieš naudodamis prietaisą. Deginimasis saulėje gali patamsinti odą (įdegi) ir (arba) sukelti nudeginimus (odos paraudima).
- Po šių 48 valandų patikrinkite odą, ar nėra likę nudegimo požymių. Nenaudokite „Philips Lumea“, kol nepraeis nudegimas.
- Kai nudegimas išnyks, atlikite odos bandymą (žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Pirmas naudojimas“) toje vietoje, kur atliksite procedūrą, kad nustatytmėte tinkamą šviesos intensyvumą.



- Jeigu oda jdegusi, atlikite odos bandymą (žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Pirmas naudojimas“) toje vietoje, kur atliksite procedūrą, kad nustatytiumėte tinkamą šviesos intensyvumą. To neatlikus iškyla rizika, jog kils odos reakcija atlikus procedūrą „Philips Lumea“.

#### **Deginimasis saulėje po procedūros**

- Palaukite mažiausiai 24 valandas po procedūros, prieš degindami saulėje procedūros paveiktas vietas. Net po 24 valandų prieš degindamiesi įsitikinkite, kad procedūros vietoje oda nebéra paraudusi.
- Uždenkite vietas, kuriose atlikote procedūrą, kai esate saulėje, arba naudokite apsauginį kremą (SPF 30+) dvi savaitės po procedūros.
- Procedūros paveikštų vietų neuždengus nuo saulės šviesos iškart po procedūros, gali padidėti rizika, jog atsiras nepageidaujančios žalutinės poveikis ir odos reakcija. Žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Galimas žalutinis poveikis ir odos reakcija“.

#### **Deginimasis dirbtinėje šviesoje**

- Laikykite instrukcijų, pateiktų ankstesnėje dalyje „Deginimasis saulėje prieš procedūrą“ ir „Deginimasis saulėje po procedūros“.

#### **Dirbtinis jdegis naudojant kremus**

- Jeigu naudojote dirbtinio jdegio losjoną, palaukite, kol dirbtinis jdegis visiškai išnyks, prieš naudodami „Philips Lumea“.


*Pastaba. Daugiau informacijos apie nepageidaujančias odos reakcijas rasite skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalyje „Galimas žalutinis poveikis ir odos reakcija“.*

### **Prietaiso naudojimas**

Žiūrėkite rekomenduojamo šviesos intensyvumo lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumo nustatymas“ norėdami nustatyti, koks šviesos intensyvumas tinkamiausias jūsų odos ir kūno plaukų spalvai. Naudokite prietaisą **gerai apšviestoje** patalpoje – taip sumažinamas matomas blyksnio ryškumas. Prieš naudodamai prietaisą nuskuskite sritį, kurioje ruošiatés atlikti procedūrą (žr. skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalį „Procedūros sričių paruošimas“).

Jeigu bet kuriuo metu procedūra pasidaro nepakenčiamai skausminga, sumažinkite šviesos intensyvumo nustatymą, kol procedūra nebebeliks nemalonaus jausmo. Jeigu pastebite, kad odos reakcija yra stipresnė nei nedidelis paraudimas, iškart sustabdyskite procedūrą ir perskaitykite dalį „Galimas žalutinis poveikis ir odos reakcija“ šiame skyriuje.


### **Pirmas naudojimas ir odos bandymas**




#### **1 Prijunkite kūno priedą prie prietaiso.**

Kūno priedu galima pašalinkti nepageidaujančius kūno plaukus visose kūno vietose žemiau kaklo (išimtys nurodytos skyriaus „Svarbu“ dalyje „Kontraindikacijos“).

#### **2 Parinkite sritį netoli tos vietas, kur ruošiatés atlikti procedūrą.**




- 3** Prietaisui įjungti paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.  
► Prietaisas visada automatiškai paleidžiamas mažiausiu intensyvumu.




- 4** Atlikite vieną blyksnį mažiausiu jūsų odos tipui rekomenduojamu intensyvumu (instrukcijos, kaip atlikti blyksnį, pateikiamos 6–9 veiksnuose šio skyriaus dalyje „Tolimesnis naudojimas“).
- 5** Kol jaučiatės patogiai (nėra skausmo), didinkite nustatymą po vieną lygi jūsų odos tipui rekomenduojamo diapazono ribose ir kiekvienu nustatymu atlikite po vieną blyksnį. Neleiskite daugiau nei vieno blyksnio toje pačioje vietoje.
- 6** Atlikę odos bandymą palaukite 24 valandas ir patikrinkite, ar nėra kokinis nėra odos reakcijos. Jeigu pastebėjote odos reakciją, toliau naudokite pasirinkę aukščiausią reikšmę, kuri nesukėlė odos reakcijos. Kai naudojate prietaisą pirmą kartą, patariame atlikti odos bandymą toje srityje, kur ruošiatis atlikti procedūrą, kad patikrintumėte odos reakciją į procedūrą ir priprastumėte prie šviesos procedūrų.

#### Tolimesnis naudojimas




- 1** Prieš kiekvieną procedūrą išvalykite priedą, šviesos išspinduliuavimo langelį ir metalinį rémelį „Philips Lumea“ priede. Norédami rasti daugiau informacijos, žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
- 2** Norédami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

*Pastaba. Normalu, kad prietaisas ir priedas naudojant išyla.*




- 3** Pradékite kiekvieną procedūrą labai atidžiai pasirinkę šviesos intensyvumą pagal odos jastrumą ir tai, kaip patogiai jaučiatės procedūros metu.


Jūsų oda skirtingomis dienomis ar atskirais atvejais gali skirtingai reaguoti dėl daugelio priežasčių. Jei reikia daugiau informacijos, žr. šio skyriaus dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.



- 4** Paspauskite mygtuką ▲, norédami padidinti intensyvumą. Norédami sumažinti intensyvumą, paspauskite mygtuką ▼.
- Kiekvieną kartą jums paspaudus mygtuką, atitinkamą intensyvumą žyminti lemputė įsižiebia . Tai trunka kelias sekundes.




- 5** Priglauskite prietaisą statmenai odai taip, kad priedas ir saugos žiedas glaustys prie odos.




- 6** Švelniai spausdami, saugos žiedą visiškai prispauskite prie odos.

*Pastaba. Saugos žiedas turi kontaktinius jungiklius, kurie sudaro prietaiso saugos sistemą. Šis saugos žiedas apsaugo, kad nebūtų atliktas blyksnis, nepridėjus prietaiso prie odos.*



- Lemputė „pasiruošęs blyksniui“ prietaiso gale šviečia žaliai, kai visi saugos žiedo kontaktiniai jungikliai liečiasi su oda ir prietaisas yra įkrautas. Tai gali užtrukti iki 3,5 sekundės.

*Patarimas. Jei norite, kad prietaisą būtų lengviau naudoti, ištremptkite odą toje srityje, kurioje atliekate procedūrą. Srityse, kur oda yra minkštesnė, gali reikėti stipriau prispausti prietaisą, kad būtų paspausti visi kontaktiniai jungikliai.*




- 7** Paspauskite blyksnio mygtuką, kad įvyktų blyksnis.

*Pastaba. Matoma šviesa, sklindanti iš po prietaiso, yra blyksnio atspindys nuo odos ir nėra kenksminga jūsų akims. Naudojant prietaisą nėra būtina naudoti apsaugančius akinius.*

- 8** Įvykus blyksniui atleiskite blyksnio mygtuką.

- 9** Norédami atlikti kitą blyksnį, kartokite veiksmus nuo 6 iki 9. Po kiekvieno blyksnio praeis iki 3,5 sekundės, kol prietaisas bus pasiruošęs kitam blyksniui.

*Neatlikite keleto blyksnių toje pačioje vietoje vieno seanso metu. Dėl to procedūra nepasidaro veiksmingesnė, bet padidėja rizika, jog gali kilti odos reakcija.*



**10** Siekdami, kad neliktu sričių, kuriose procedūra būtų neatlikta, pasistenkite, kad kiekvieną kartą priglaudžiant prietaisą prie odos nauja sritis šiek tiek persidengtų su sritimi, kurioje procedūra ką tik buvo atlikti. Efektyvi šviesa sklinda tik iš šviesos išspinduliuavimo lanelio. Pasirūpinkite, kad blyksniai būtų atliekami greta vienas kito.

**11** Atlikę procedūrą, prietaisą išjunkite.

**12** Panaudojė patikrinkite, ar šviesos išspinduliuavimo langelyje ir priede nėra plaukų ir nešvarumų, ir nuvalykite prietaisą (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).

### Procedūros nurodymai

#### Vidutinis procedūros laikas

Sritis	Aptykslė procedūros trukmė
Pažastys	1,5 minutės pažastyje
Bikinio linija	1,5 minutės kiekvienoje pusėje
Visa bikinio sritis	5 minutės
Viena blauzda	12 minučių
Viena koja	20 minučių

*Pastaba. Anksčiau pateikti vidutiniai procedūrų laikai buvo nustatyti atliekant tyrimus ir bandymus. Individualūs skirtingų asmenų procedūrų laikai gali būti skirtini.*

*Pastaba. Visiškai įkrautomis baterijomis galima atlikti mažiausiai 320 blyksnių, kai intensyvumo reikšmė yra 5. Kiek laiko galėsite naudoti prietaisą, priklauso nuo apdorojamos srities dydžio ir naudojamo intensyvumo nustatymo.*

#### Prietaiso naudojimas kojoms

Norédami sužinoti, kurie nustatmai tinkami jūsų kojoms, žr. rekomenduojamų šviesos intensyvumų lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumo nustatymas“.


- Galite vesti prietaisą aukštyn ir žemyn arba skersai, kaip jums patogiau.

*Pastaba. Kaulėtos vietos, tokios kaip blauzdikaulis ir kulkšnys, yra jautresnės nei kitos kūno sritis. Kai stipriai prispaudžiate priedą tose srityse, didesnė tikimybė, kad išyks odos reakcija, tokia kaip odos sudirginimas ir paraudimas. Žiūrėkite šio skyriaus dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“. Spauskite priedą prie odos tik tiek, kad užsidegtų lemputė „pasiruošęs blyksniu“, bet ne stipriau.*

*Patarimas. Prietaisas gali palikti įspaudus ant odos procedūros vietose. Pagal šiuos įspaudus galite matyti, kurių vietų nebereikia apdoroti.*

*Jeigu prietaisu atliekate procedūrą ir apatinėje, ir viršutinėje kojų dalyje, procedūros metu gali tekti pakartotinai įkrauti prietaisą. Tai normalu. Kiek laiko galite naudoti prietaisą, priklauso nuo apdorojamos srities dydžio ir naudojamo intensyvumo nustatymo.*

*Patarimas. Daugelis naudotojų suderina kojų procedūrą su kita veikla namuose, pavyzdžiu, žiūri televizorių ar klausosi muzikos. Jūs taip pat galite tai padaryti, kad jaustumėtės maloniu ir labiau atsipalaidevę.*





### Prietaiso naudojimas bikinio srityje

Norédami sužinoti, kurie nustatymai tinkami jūsų bikinio sričiai, žr: rekomenduojamų šviesos intensyvumų lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumo nustatymas“.

Iš esmės „Philips Lumea“ yra pakankamai saugus ir švelnus, kad būtų galima naudoti visoje bikinio srityje (pvz., braziliškam arba Holivudo stiliumi). Naudokite žemesnį nustatymą tamsesnės pigmentacijos, jautresnei odai bikinio srityje. Nenaudokite prietaiso vidinėms lūpoms, vaginali ir išangei. Vyrai, kurie nori atliliki procedūrą intymiose vietose, neturėtų naudoti prietaiso kapseliui.

*Pastaba. Higienos sumetimais visada išvalykite priedą prieš pradēdami procedūrą kitose kūno srityse.*

### Prietaiso naudojimas pažastyse

Norédami sužinoti, kurie nustatymai tinkami jūsų pažastims, žr: rekomenduojamų šviesos intensyvumų lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumo nustatymas“.

Prieš procedūrą būtinai pašalinkite visus dezodoranto, kvepalų, kremo ar kitų odos priežiūros produktų likučius iš pažastų.

*Patarimas. Kad pašalintumėte visus pažastų plaukus, stovėkite prieš veidrodį, kad gerai matytumėte apdorojamą vietą ir lemputę „pasiruošęs blyksniui“. Pakelkite ranką ir uždėkite delną ant sprando, kad ištemptų oda pažastyje. Šioje padėtyje saugos žiedas geriau prispaus prie odos, todėl bus paprasčiau atliliki procedūrą.*

*Pastaba. Atsispindėjusi šviesa nepakenks jūsų akims. Jeigu ryški šviesa jums nemalonai, prieš blyksnį užsimerkite.*



### Kaip pasiekti geriausiu rezultatu

- Iprasta, kad plaukai vis dar matomi po keleto pirmųjų procedūrų (žr. skyriaus „Ižanga“ dalį „Darbo principai“, kurioje pateikiama daugiau informacijos).
- Kad sėkmingai pašalintumėte visus plaukus ir plaukų folikulai vėl netaptu aktyvūs, pirmuosius du mėnesius procedūrą reikia kartoti kas dvi savaites. Tada jūsų oda turi tapti švelni ir be plaukų. Norédami sužinoti, kaip išlaikyti šiuos rezultatus, perskaitykite dalį „Priežiūros fazė“.

### Priežiūros fazė

- Kad jūsų oda išsliktu švelni ir be plaukų, patariame kartoti procedūrą kas 4–6 savaites. Laikas tarp procedūrų gali kisti, atsižvelgiant į jūsų plaukų ataugimą skirtingose kūno vietose. Jeigu labai daug plaukų atauga tarp procedūrų, paprasčiausiai sutrumpinkite intervalą tarp procedūrų, bet nevykdykite procedūrų dažniau kaip kas dvi savaites. Kai naudojate prietaisą dažniau nei rekomenduojama, procedūra nepasidaro veiksmingesnė, bet padidėja rizika, jog gali kilti odos reakcija.

### Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija

#### Bendrojo pobūdžio odos reakcijos:

- Jūsų oda gali šiek tiek parausti ir (arba) peršėti, dilgčioti ar sušilti. Ši reakcija visiškai nekenksminga ir greitai praeina.
- Trumparam gali atsirasti reakcija, panaši į nudegimą saulėje. Jeigu ji nepranysta per 3 dienas, rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju.
- Oda gali išsausėti ir imti niežėti dėl kartu atliekamo skutimo ir šviesos procedūros. Tai nekenksminga ir praeina po keleto dienų.

Galite atvésinti šią sritį ledu arba drėgna medžiagine servetėle. Jeigu sausumas išlieka, galite patepti apdorotą vietą bekvape drékinamaja priemone praėjus 24 valandoms po procedūros.

#### **Retai pasitaikantis pašalinis poveikis:**

- Nudegimai, stiprus paraudimas ir patinimas: šios reakcijos pasireiškia labai retai. Tai įvyksta, kai naudojamas šviesos intensyvumas yra per aukštąs jūsų odos spalvai. Jeigu šios reakcijos nedingsta per 3 dienas, rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju. Atidėkite kitą procedūrą, kol oda visiškai išsigi, ir būtinai naudokite mažesnį šviesos intensyvumą.
- Odos spalvos pokyčiai: tai įvyksta labai retai. Odos spalvos pokyčiai pasireiškia kaip tamsesnės arba šviesesnės dėmės, palyginti su aplink esančia oda. Tai įvyksta, kai naudojamas šviesos intensyvumas yra per aukštąs jūsų odos spalvai. Jeigu spalvos pokyčiai nedingsta per 2 savaites, rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju. Nevykdykite procedūros vietose, kuriose pakito odos spalva, kol nedings spalvos pokyčiai ir oda neigaus savo išprastos spalvos.
- Odos infekcija ir uždegimas: tai įvyksta labai retai ir galbūt dėl to, kad prietais bus buvo naudojamas virš žaizdelių arba išjovimų, atsiradusiu skutantis, virš jau esančių žaizdų ir jaugusiu plauku.
- Didelis skausmas: jis pasireiškia procedūros metu arba po jos, jeigu naudojote prietaisą ant nenuuskustos odos, jeigu naudojate prietaisą šviesos intensyvumu, kuris yra per didelis jūsų odos spalvai, jeigu atlikote blyksnius toje pačioje vietoje daugiau nei vieną kartą ir jeigu naudojate prietaisą virš atvirų žaizdų, uždegimų, infekcijų, tatuiruočių, nudegimų ir t. t. Norėdami rasti daugiau informacijos, žr. skyriaus „Svarbu“ dalį „Kontraindikacijos“.

#### **Po naudojimo**

- Nenaudokite jokios kvapios kosmetikos tose vietose, kuriose ką tik buvo atlikta procedūra.
- Nenaudokite dezodoranto pažastyste iškart po procedūros. Palaukite, kol visiškai išnyks odos paraudimas.
- Žr. skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalį „Patarimai dėl įdegio“, kurioje pateikiama informacijos apie deginimąsi Saulėje ir dirbtinių įdegų.

#### **Valymas ir priežiūra**

Kad rezultatai būtų optimalūs, o prietaisą eksplloatuotumėte ilgai, išvalykite ji kiekvieną kartą prieš naudodami ir panaudoję, jeigu reikia, ir procedūros metu. Prietaiso veiksmingumas sumažės, jeigu jo gerai neišvalysite.


Niekada neplaukite prietaiso ar jo dalių po vandens čiaupu ar indaplovėje. niekada nenaudokite šiurkščių kempinių, šlifuojamųjų valiklių arba esdinančių skysčių, pvz., benzino arba acetono prietaisui valyti.

Niekada nebraižykite šviesos išspinduliaivimo lanelio arba metalinio rémelio priedo viduje.

*Pastaba. Pasirūpinkite, kad saugos žiedo kontaktiniai jungikliai neužstrigtų dėl nešvarumų, esančių aplink juos.*

*Pastaba. Nebenaudokite prietaiso, kai nebegalima išvalyti šviesos išspinduliaivimo lanelio arba priedo.*





**1** Išjunkite prietaisą, išjunkite ji iš elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti.

*Pastaba. Naudojant prietaisą šviesos išspinduliuavimo langelis įkaista. Prieš valydamai leiskite jam atvėsti.*

**2** Norédami nuimti priedą, įstatykite pirštus į viršuje ir apačioje esančias išpjovas ir atsargiai patraukite. Priedą turėtumėte lengvai nuimti.

**3** Sudrékinkite komplekste esančią švelnią servetelę keliais lašais vandens ir ja nuvalykite šias dalis:



- šviesos išspinduliuavimo langelį
- išorinį priedo paviršių
- metalinį rėmelį priedo viduje

*Pastaba. Jeigu vanduo nepakankamai nuvalo, anksčiau paminėtoms dalims valyti naudokite kelis lašus didelės koncentracijos alkoholio.*

*Pastaba. Užterštas šviesos išspinduliuavimo langelis ir (arba) priedas gali atrodyti kaip šiam paveikslėlyje. Būtinai nuvalykite priedą kiekvieną kartą prieš naudodami ir panaudojė, o jeigu reikia, ir procedūros metu pagal šioje dalyje pateiktas instrukcijas.*

*Patarimas. Jeigu nebeįmanoma nuvalyti priedo kraštų komplekste esančia valymo servetelę, naudokite medžiaginių tamponų. Įsitikinkite, kad neliko pūkeliu arba odos dalelių ant priedo arba šviesos išspinduliuavimo lango.*

**4** Jeigu reikia, nuvalykite prietaiso išorę sausa, švelnia valymo servetelę, esančią prietaiso komplekte.



## Laikymas

**1** Išjunkite prietaisą, išjunkite ji iš elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti.

**2** Prieš padėdami prietaisą į jo saugojimo vietą, ji nuvalykite.

**3** Prietaisą įdékite į pridėtajį krepšeli.

**4** Prietaisą laikykite sausoje vietoje, esant nuo 0 °C iki 60 °C temperatūrai.

## Pakeitimas

Jeigu turite pakeisti dalį arba norite nusipirkti papildomą dalį, kreipkitės į savo „Philips“ atstovą arba apsilankykite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Jeigu iškilo problemų įsigijant dalis, kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje.

### Keičiamos dalys

Galima įsigyti šias keičiamas dalis:

- Kūno priedas
- Adapteris
- Krepšelis

**Aplinka**

- Susidėvėjusio prietaiso neišmeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbtį. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos.



- Integruotose įkraunamose maitinimo elementuose yra medžiagų, kurios gali teršti aplinką. Prieš išmesdami prietaisą arba atiduodami į surinkimo punktą, būtinai išimkite maitinimo elementus. Juos atiduokite į maitinimo elementų surinkimo punktą. Jei maitinimo elementų išimti nepavyksta, prietaisą galite nunešti į „Philips“ techninės priežiūros centrą. Centro darbuotojai išims maitinimo elementus ir išmes juos neteršdami aplinkos.


**Pakartotinai įkraunamu baterijų išémimas**

Baterijas išimkite tik tada, kai jos yra visiškai išsikrovę.


- 1** Įstatykite ylą arba kitą smailų įrankį į prietaiso apačioje esantį dangtelį ir lenkdami jį išimkite.




- 2** Atsuktuvu išsukite du varžtus rankenos apačioje.




- 3** Nuimkite apatinę rankenos dalį ir nukirpkite du laidus, jungiančius apatinę dalį su prietaisu.






**4** Atitraukite baterijos jungtis nuo baterijos kontaktų plonomis ilgomis replėmis.



**5** Ištraukite įkraunamas baterijas iš prietaiso plonomis ilgomis replėmis.



**6** Nukirpkite po vieną du laidus, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas dėl likusios įkrovos.

### Garantija ir techninė priežiūra

Prireikus techninės priežiūros, informacijos arba jei iškilo problema, apsilankykite „Philips“ svetainėje adresu [www.philips.com](http://www.philips.com) arba susisiekite su jūsų šalyje esančiu „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ atstovą.

### Techninės specifikacijos

#### Modelis SC2001/01

Atitinkama jėtampa	100V – 240V
Atitinkamas dažnis	50 Hz – 60 Hz
Atitinkama jėjimo galia	7,5 W
Apsauga nuo elektros šoko	II klasė
Saugos lygis	IP 30 (EN 60529)
Veikimo sąlygos	Temperatūra: nuo +15 ° iki +35 °C Santykinis drėgnumas: nuo 25 % iki 95 %

**Modelis SC2001/01**

Laikymo sąlygos	Temperatūra: nuo 0 ° iki +60 °C Santykinis drėgnumas: nuo 5% iki 95%
Kūno priedo spektras	>570 nm
Ličio jonų baterija	2 x 3,7V 1500 mAh

**Trikčių diagnostika ir šalinimas**

Šiam skyriuje apibendrinamos dažniausiai pasitaikančios problemos, kurios gali iškilti naudojant prietaisą. Jeigu negalite išspręsti problemos pasinaudodami toliau pateikiama informacija, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Pakartotinai įkraunami maitinimo elementai tušti.	Įkraukite prietaisą (žr. skyrių „Įkrovimas“).
	Prietaisas turi defektų	Kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintojų arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Prietaisas netikėtai išsijungia.	Pakartotinai įkraunami maitinimo elementai tušti.	Įkraukite prietaisą (žr. skyrių „Įkrovimas“).
Adapteris naudojant tampa šiltas.	Tai normalu.	Nereikia imtis jokių veiksmų.
Į prietaiso kištuko lizdą įkišus mažajį kištuką, įkrovimo lemputė neįsižiebia.	Turite į sieninį elektros lizdą įkišti adapterį.	Įkiškite mažajį kištuką į prietaiso lizdą ir adapterį įjunkite į sieninį elektros lizdą.
	Nėra įtampos elektros lizde sienoje.	Prūpinkite kitą prietaisą prie elektros lizdo sienoje ir patikrinkite, ar yra įtampa. Jeigu lizde įtampa yra, bet prietaisas vis tiek nekraunamas, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą savo šalyje, „Philips“ atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
	Adapteris netinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą ir / arba mažasis kištukas netinkamai įkištas į prietaiso lizdą.	Įsitikinkite, kad adapteris tinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą ir / arba mažasis kištukas tinkamai įkištas į prietaiso lizdą.





Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Aš įjungiau prietaisą, tačiau negaliu padidinti ar sumažinti šviesos intensyvumo.	Prietaisas turi defektų	Kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Lemputė „parengta blyksniui“ neįsižiebia priglaudus prietaisą prie odos.	Priedo su saugos žedu tinkamai nepriglaudėte prie odos.	Norėdami iš naujo nustatyti prietaisą, ji įšunkite ir dar kartą įjunkite. Jei vis dar negaliu nustatyti šviesos intensyvumo, kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Lemputė „pasiruošęs blyksniui“ neveikia priglaudus priedą prie odos, tačiau aušinimo ventiliatorius veikia.	Saugos žiedas nešvarus.	Uždékite prietaisą statmenai odos paviršiu ī taip, kad visi kontaktiniai jungikliai liestų odą. Tada patirkinkite, ar šviečia lemputė „pasiruošęs blyksniui“, ir paspauskite blyksnio mygtuką.
„Parengta blyksniui“ lemputė šviečia žaliai, tačiau prietaisas neatlieka blyksnio man paspaudus blyksnio mygtuką.	Suaktyvinta apsauga nuo perkaitimo.	Jei tai nepadeda, perkelkite prietaisą ant kūno dalies, kur lengva nustatyti, ar prietaisas visiškai prigludės prie odos, pavyzdžiu prie dilbio. Tada patirkinkite, ar „parengta blyksniui“ lemputė šviečia. Jei „parengta blyksniui“ lemputė neįsižiebia priglaudus prietaisą prie odos, kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Naudojant prietaisą, jis sušyla.	Tai normalu.	Kruopščiai nuvalykite saugos žiedą. Jei tinkamai negalite nuvalyti saugos žiedo, kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centrą, kad pakeistų priedą.
Man įjungus prietaisą, jis nepateikia 1 šviesos intensyvumo.	Prietaisą reikia nustatyti iš naujo.	Norėdami iš naujo nustatyti prietaisą, ji įšunkite ir vėl įjunkite. Jei lemputė „parengta blyksniui“ šviečia žaliai, tačiau prietaisas vis dar neatlieka blyksnio jums paspaudus blyksnio mygtuką, kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.



Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas skleidžia keistą kvapą.	Priedas ir (arba) filtro stiklas užterštas.	Kruopščiai nuvalykite priedą. Jei tinkamai negalite nuvalyti priedo, kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centrą, kad pakeistų priedą.
	Tinkamai nenuskutote odos srities, kurioje ketinote atlikti procedūrą.	Jeigu srityje, kurioje ruošiatés atlikti procedūrą, yra plaukų, naudojant prietaisą jie gali pradėti degti. Dėl to pajusite nemalonų kvapą. Švariai nuskuskite sritį, kurioje ruošiatés atlikti procedūrą, prieš naudodami prietaisą. Jeigu skutimas dirgina odą, apkirpkite plaukus kuo trumpiau ir pasirinkite patogų nustatymą.
	Jūs laikėte prietaisą aplinkoje, kurioje buvo daug dulkių.	Keistas kvapas dingsta atlikus kelis blyksnius.
Oda atrodo daug jautresnė negu įprastai procedūros metu.	Jūsų naudojamas šviesos intensyvumas per didelis.	Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą šviesos intensyvumą. Jei reikia, pasirinkite žemesnį šviesos intensyvumą.
	Jūs nenuskutote odos srities, kurioje ketinote atlikti procedūrą.	Nuskuskite sritis, kuriose ruošiatés atlikti procedūrą, prieš naudodami prietaisą. Jeigu skutimas dirgina odą, apkirpkite plaukus kuo trumpiau ir pasirinkite patogų nustatymą.
	Šviesos išspinduliuavimo lanelio UV filtras sudaužytas.	Jei šviesos išspinduliuavimo lanelio UV filtras pažeistas, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
	Prietaisas turi defektų	Kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Naudojant prietaisą man nepakenčiamai skauda.	Jūs nenuskutote odos sričių, kuriose ketinote atlikti procedūrą	Nuskuskite sritis, kuriose ruošiatés atlikti procedūrą, prieš naudodami prietaisą. Jeigu skutimas dirgina odą, apkirpkite plaukus kuo trumpiau ir pasirinkite patogų nustatymą.
	Procedūrą atlikote kūno srityje, kurioje šio prietaiso naudoti negalima.	Negalima naudoti prietaiso vidinėms lytinėms lūpoms, vaginali, išangei, speneliams, areolei, lūpoms, šnervėse ir ausyse, akių ir antakijų srityje. Vyrų neturi jo naudoti veidui arba kapšeliui.
	Naudojote šviesos intensyvumą, kuris jums yra per didelis.	Sumažinkite šviesos intensyvumą iki tokio lygio, kuris nesukelėt nemalonų pojūčių. Žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Šviesos intensyvumo nustatymas“.



Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Sudužęs šviesos išspinduliaivimo lanelis sudužęs, nebenaudokite prietaiso su šiuo priedu. Kreipkitės į savo atstovą, „Philips“ techninės priežiūros centrą arba klientų aptarnavimo centrą, kad pakeistų priedą.	
	Prietaisas netinkamas jūsų odos spalvai.	Nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų oda labai tamsi. Taip pat jo nenaudokite, jeigu jūsų kūno plaukai yra šviesiai geltoni, raudoni, žili arba balti.
Po procedūros odos sritis, kuriose buvo atlikta procedūra, parausta.	Nedidelis paraudimas yra nekenksmingas, normali bei greitai išnykstanti reakcija.	Nereikia imtis jokių veiksmų.
Neigama odos reakcija po procedūros išlieka ilgiau nei paprastai.	Naudojote šviesos intensyvumą, kuris jums yra per didelis.	Kitą kartą pasirinkite žemesnį šviesos intensyvumą. Žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Šviesos intensyvumo nustatymas“.
		Jei odos reakcija išlieka ilgiau nei 3 dienas, kreipkitės į gydytoją.
Plaukų šalinimo rezultatai jūsų netenkina.	Naudojote šviesos intensyvumą, kuris jums yra per mažas.	Kitą kartą pasirinkite aukštesnį šviesos intensyvumą.
	Naudodamai prietaisą, nepadarėte pakankamai persidengimų.	Kad pašalintumėte visus plaukus, naudodamai prietaisą turite pakartoti procedūras tose pačiose vietose. Žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ 11 veiksmą.
	Nenaudojate prietaiso tokiu dažnumu, kaip rekomenduojama.	Kad sékmingai pašalintumėte visus plaukus ir neleistumėte plaukų šakniams vėlapti aktyvioms, procedūras pirmuosius du mėnesius reikia kartoti kas dvi savaitės. Tada jūsų oda turi tapti švelnė ir be plaukų. Kad išlaikytumėte šiuos rezultatus, rekomenduojame kartoti procedūras pažastyme, bikinio srityje, ant rankų ir pilvo kas dvi savaitės. Ant kojų plaukai paprastai atauga lėčiai. Todėl procedūrą greičiausiai pakaks kartoti kas keturias savaites, kad kojos išliktų švelnios ir be plaukų. Jeigu pastebite, kad per šias keturias savaites atauga labai daug plaukų, paprasčiausiai sumažinkite intervalą tarp procedūrų, bet atlikite jas ne dažniau kaip kas dvi savaites.



## 72 LIETUVIŠKAI

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Prietaisas netinkamas jūsų plaukų ar odos spalvai.	Nenaudokite prietaiso, jei jūsų kūno plaukai yra geltoni, raudoni, pilki arba balti. Taip pat prietaiso nenaudokite, jei jūsų oda labai tamsi.
Plaukai vėl pradeda augti kai kuriose vietose srityse, kuriose buvo atlikta procedūra.	Naudodamis prietaisą, nepadarėte pakankamai persidengimų.	Kad pašalintumėte visus plaukus, naudodamis prietaisą turite pakartoti procedūras tose pačiose vietose. Žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ 11 veiksmą.
	Plaukai pradeda natūraliai ataugti dėl natūralaus plaukų augimo ciklo.	Tai normalu. Tai, kad plaukai atauga, yra natūralaus plaukų augimo ciklo dalis. Tačiau ataugę plaukai paprastai būna švelnesni ir plonesni.



## Satura rādītājs

- levads 74  
leguvumi 74  
Intensīvā pulsējošās gaismas (IPL) tehnoloģija mājas lietošanai 74  
Efektīva apmatojuma ataugšanas aizkavēšana, lai iegūtu ilgstoši gludu ādu 74  
Maiga iedarbība pat jutīgās ķermenja zonās 75  
Bezvadu darbība maksimālai kustību brīvībai un elastībai 75  
Nav nepieciešama spuldzes nomaiņa 75  
Kā darbojas Philips intensīvās pulsējošās gaismas tehnoloģija 75  
Matiņu augšana 75  
Darbības princips 75  
Vispārīgs apraksts 75  
Svarīgi! 76  
Briesmas 76  
Brīdinājums! 76  
Lai pasargātu ierīci no bojājumiem: 76  
Ievērībai 77  
Ievērojiet šādus nosacījumus, lai saglabātu Philips Lumea paredzēto kalpošanas laiku: 77  
Kam nav piemērota Philips Lumea? 77  
Kontrindikācijas 77  
Nekad neizmantojiet ierīci, ja esat stāvoklī vai barojat ar krūti. 77  
Nekad neizmantojiet ierīci, ja jums ir neatbilstoša ādas un/vai matu krāsa, piem.: 77  
Nekad neizmantojiet ierīci, ja jums ir kāda no tālāk norādītajām slimībām, piem.: 77  
Nekad neizmantojiet ierīci, ja lietojat kādu no tālāk norādītajiem medikamentiem, piem.: 78  
Nekad neizmantojiet ierīci šādās zonās: 78  
Nekad neizmantojiet ierīci uz apdegūšas, nesen nosauļotas (pēdējās 48 stundās) vai mākslīgi nosauļotas ādas: 79  
Elektromagnētiskie lauki (EML) 79  
Lādēšana 79  
Sagatavošana lietošanai 80  
Procedūrai pakļauto zonu sagatavošana 780  
Gaismas intensitātes iestatīšana 80  
Rekomendētie gaismas staru intensitātes līmenji (1-5) 81  
Svarīgi! 81  
Saulošanās padomi 81  
Ierīces lietošana 82  
Pirmā lietošanas reize un ādas pārbaude 83  
Turpmākā lietošana 83  
Norādījumi procedūrai 85  
Vidējais procedūras laiks 85  
Ierīces izmantošana uz kājām 86  
Ierīces lietošana bikini zonā 86  
Ierīces izmantošana padusēm 86  
Kā sasniegst optimālus rezultātus 87  
Apkopes fāze 87  
lespējamie blakusefekti un ādas reakcijas 87  
Pēc lietošanas 88

Tīršana un kopšana	88
Uzglabāšana	89
Rezerves daļas	89
Nomaiņas rezerves daļas	89
Vide	89
Akumulatoru bateriju izņemšana	89
Garantija un apkope	91
Tehniskā specifikācija	91
Traucējummeklēšana	91

## levads

Apseicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējet izstrādājumu vietnē [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea).

Matiņu likvidēšana ar gaismu ir viena no visefektīvākajām metodēm nevēlamu ķermeņa matiņu apstrādei ar ilgstošiem rezultātiem. Tā ir atšķirīga no pašreizējām mājas apstākļu matiņu likvidēšanas metodēm, jo būtiski samazina matiņu atkārtotu augšanu. Philips pēta šo metodi kopā ar vadošajiem dermatologiem vairāk nekā 10 gadus. Tagad jūs varat izmantot šo novatorisko tehnoloģiju savās mājas privātos apstākļos jebkurā laikā un vietā.

Šī ierīce ir īpaši izstrādāta un optimizēta lietošanai sievietēm, taču to var izmantot arī vīrieši.

Tā ir paredzēta šādās zonās augošu ķermeņa matiņu likvidēšanai:

- Paduses
- Rokas
- Vēders
- Bikini zona
- Kājas

Neizmantojet Philips Lumea uz sejas.

Philips Lumea ir paredzēta tikai vienpersoniskai lietošanai.

Lai iegūtu papildinformāciju par Philips Lumea, skatiet tīmekļa vietni [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea). Regulāri aplūkojet mūsu mājaslapu, lai iegūtu jaunāko informāciju.

## ieguvumi

Šī ierīce nodrošina šādas priekšrocības:

### **Intensīvā pulsējošās gaismas (IPL) tehnoloģija mājas lietošanai**

Philips Lumea tiek izmantota gaismas tehnoloģija sauktu arī par "Intensīvo pulsējošas gaismas" (IPL) tehnoloģiju. IPL tiek izmantota arī profesionālās skaistumkopšanas sfērā apmatojuma likvidēšanai. Tagad Philips Lumea piedāvā šo inovatīvo tehnoloģiju izmantošanai mājas apstāklos.

### **Efektīva apmatojuma ataugšanas aizkavēšana, lai iegūtu ilgstoši gludu ādu**

Šī metode nodrošina ilgstošu matiņu ataugšanas aizkavēšanu un zīdaini gludu ādu. Mūsu pētījumi uzrāda ievērojamu apmatojuma samazinājumu jau pēc divām procedūrām. Optimāli rezultāti sasniegti pēc 4 līdz 5 procedūrām. Apmatojuma blīvuma samazināšanās redzama pēc katras procedūras. Tas, cik ātri ir redzami rezultāti un cik ilgi tie saglabājas, ir atkarīgs no katra cilvēka individuāli. Papildinformāciju skatiet sadalā "Kā sasnieg optiālus rezultātus" nodaļā "ierīces lietošana".



### Maiga iedarbība pat jutīgās ķermeņa zonās

Philips Lumea ir izstrādāta sadarbībā ar vadošajiem dermatologiem, lai nodrošinātu efektīvu un maigu iedarbību pat jutīgākajās ķermeņa zonās.

### Bezvadu darbība maksimālai kustību brīvībai un elastībai

Tā kā ierīce darbojas ar atkārtoti uzlādējamām baterijām, tā ir pārnēsājama un to var izmantot gandrīz visur.

### Nav nepieciešama spuldzes nomaiņa

Philips Lumea ir aprīkota ar lieljaudas spuldzi, kurai nav nepieciešama nomaiņa. Šī spuldze var radīt vairāk nekā 80 000 zibšņu, un tā sniedz jums iespēju nepārtraukt saglabāt rezultātus vairāk nekā 5 gadus\*, laujot ietaupīt līdzekļus uz dārgu spuldžu nomaiņu.

\*Pamatojoties uz vidējo lietošanas scenāriju un ieteicamo procedūras režīmu vienam lietotājam.

### Kā darbojas Philips intensīvās pulsējošās gaismas tehnoloģija

#### Matiņu augšana

Matiņu augšanas ātrums atšķiras katrai personai atkarībā no vecuma, vielmaiņas un ciemtiem faktoriem. Taču katra cilvēka matiem parasti ir 3 augšanas fāzēs.

##### 1 Augšanas fāze (anagēnā fāze)

Matiņi aug aktīvi no saknes. Šajā fāzē ir visaugstākā melanīna koncentrācija. Melanīns ir atbildīgs par matiņu pigmentāciju. Jo vairāk matiņa saknē ir melanīna, jo tumšāki ir matiņi. Melanīna koncentrācija ir viens no noteicošākajiem šīs metodes efektivitātes faktoriem. Tikai matiņi, kas atrodas augšanas fāzē, ir jutīgi pret gaismas staru metodi.

##### 2 Regresa fāze (katagēnā fāze)

Matiņu augšana apstājas, un sakne pirms matiņa izkrišanas saraujas.

##### 3 Atpūtas fāze (telogēnā fāze)


Vecie matiņi atdalās no matu folikulas un izkrīt. Folikula paliek atpūtas fāzē, līdz ķermeņa bioloģiskais pulkstenis liek tai kļūt atkal aktīvai un audzēt jaunu matiņu.

#### Darbības princips

Ierīce likvidē matiņus, uzsildot matiņu un tā zemādas sakni. Matiņos un saknēs esošais melanīns absorbē atbrīvotos gaismas impulsus. Jo tumšāka ir apmatojuma krāsa, jo vairāk siltuma var iegūt. Šis process stimulē matiņu pāriēšanu atpūtas fāzē.

Matiņi izkrīt dabiskā veidā, un tiek kavēta to augšana. Līdz matiņu izkrišanai var paitet viena vai divas nedēļas. Optimālai apmatojuma likvidēšanai nepietiek tikai ar vienu sesiju, jo tikai augšanas fāzē esošie matiņi ir jutīgi pret gaismas stariem. Procedūras laikā apstrādātajā ādas zonā matiņi parasti ir dažādās matiņu augšanas cikla fāzēs. Lai efektīvi apstrādātu visus matiņus, procedūra vairākas reizes jāatkārto ik pēc divām nedēļām.

Iebūvēts optiskais filtrs nodrošina, ka ādu nesasniedz ultravioletā gaisma un ka ierīces izmantošana ir droša ādai.



### Vispārīgs apraksts (Zīm. 2)

- A Gaismas lodžiņš ar iebūvētu UV filtru
- B Ķermeņa uzgalis
- C Metālisks rāmis uzgaļa iekšpusē
- D Drošības sistēma (drošības gredzens ar kontaktlēdžiem)

- E Gaismas impulsa zibšņa poga  
 F Intensitātes līmeni (1-5)  
 G ▲ Intensitātes palielināšanas poga  
 H ▼ Intensitātes samazināšanas poga  
 I Uzlādēšanas lampiņa un tukšas baterijas indikators  
 J Ieslēgšanas/izslēgšanas poga  
 K Poga "Gatavs gaismas impulsa zībsnim"  
 L Ierīces kontaktligzda  
 M Adapteris  
 N Mazā kontaktdakša  
 O Gaisa atveres  
 Komplektācija iekļauta arī: somiņa un tīrišanas drāniņa

### Svarīgi!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

### Briesmas



- Ūdens apvienojumā ar elektrību ir bīstama kombinācija. Nelietojiet šo ierīci mitrā vidē (piemēram, pilnas vannas, dušas vai peldbaseina tuvumā).
- Rauģieties, lai ierīce un adapters būtu sausi.
- Ja ierīce ir bojāta, neaiztieciet nevienu iekšējo daļu, lai novērstu elektrošoka gūšanas risku.
- Neievietojiet ierīcē nekādus priekšmetus.

### Brīdinājums!

- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tostarp bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Ierīci nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 15 gadiem. Jaunieši vecumā starp 15 un 18 gadiem var izmantot šo ierīci vecāku vai aizbildņu uzraudzībā un/vai ar viņu pašāzīmu. Pieaugušie no 19 gadu vecuma var brīvi izmantot ierīci.
- Ierīci uzlādējiet tikai ar komplektā esošu adapteri.
- Nelietojiet ierīci vai adapteri, ja tas bojāts.
- Adapterā ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteru, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
- Ja adapteris ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, nomainiet to ar oriģinālu adapteri.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts gaismas lodziņa UV filtrs.

### Lai pasargātu ierīci no bojājumiem:

- Pārliecinieties, ka nekas nevar nobloķēt gaisa plūsmu caur ventilācijas atverēm.
- Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem triecieniem, nekratiert un nenometiet to zemē.

- Ja ienesāt ierīci no ļoti aukstas vides ļoti siltā vidē vai otrādi, pirms tās lietošanas uzgaidiet apmēram 3 stundas.
- Uzglabājiet ierīci somiņā, lai tā nenoputētu.
- Nekad neatstājiet ierīci ieslēgtu bez uzraudzības. Vienmēr izslēdziet ierīci pēc lietošanas.
- Nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru vai UV gaismas staru iedarbībai vairākas stundas.
- Nevērsiet ierīci pret citām virsmām, izņemot ādu. Tas var izraisīt nopietnus uzgaļu un/vai gaismas lodziņa bojājumus. Darbiniet ierīci tikai kontaktā ar adu.

### **Ievērībai**

- Šī ierīce ir paredzēta ķermeņa apmatojuma likvidēšanai tikai zonās zem kakla līnijas. Nelietojiet to citām ķermeņa daļām.
- Izmantojiet šo ierīci tikai ar savam ādas tipam atbilstošajiem iestatījumiem. Izmantojiet to ar augstākiem iestatījumiem nekā ieteikts jūsu ādas tipam, var palielināt ādas kairinājuma un blakusefektu risku.

### **Ievērojiet šādus nosacījumus, lai saglabātu Philips Lumea paredzēto kalpošanas laiku:**

- Lietošanas laikā nepakļaujiet ierīci temperatūrai, kas ir zemāka par 15°C vai augstāka par 35°C.
- Ierīce ir aprīkota ar iebūvētu pārkaršanas aizsardzību. Ja ierīce pārkarst, tā vairs neizdala gaismas impulsa zibējus. Neizslēdziet ierīci, bet laujiet tai atdzist apmēram 15 minūtes, pirms turpināt procedūru.
- Ierīces pārbaudi vai remontu vienmēr veiciet tikai autorizētā Philips servisa centrā. Nekvalificētā personas veikts remonts ir bīstams ierīces lietotājam.
- Nekad nelietojiet ierīci gadījumos, kas minēti sadaļā "Kontrindikācijas".

### **Kam nav piemērota Philips Lumea?**

Philips Lumea nav paredzēta visiem. Ja kāds no šiem apgalvojumiem atbilst jums, ierīce **nav** jums piemērota!

### **Kontrindikācijas**

#### **Nekad neizmantojiet ierīci, ja esat stāvoklī vai barojat ar krūti.**

#### **Nekad neizmantojiet ierīci, ja jums ir neatbilstoša ādas un/vai matu krāsa, piem.:**

- Ja jūsu dabiskā matu krāsa apstrādes zonās ir gaiši blonda, balta, pelēka vai sarkana.
- Ja jums ir VI ādas tips (jūs reti vai nekad negūstat saules apdegumus un nosauļojaties ļoti brūns; jūsu āda ir brūnīgā vai tumšākā krāsa). Šādā gadījumā pastāv liels risks, ka veidosies ādas pretreakcija, piemēram, izteikts apsārtums, apdegumi vai krāsas maiņa, ja izmantosiet Philips Lumea.

#### **Nekad neizmantojiet ierīci, ja jums ir kāda no tālāk norādītajām slimībām, piem.:**

- Ja jums ir ādas slimība, piemēram, aktīvs ādas vēzis, jums ir ādas vēža vai kāda cita lokalizēta vēža paveida vēsture procedūrai pakļautajās ādas.
- Ja jums procedūrai pakļautajās ādas zonās ir pirmsvēža ādas bojājumi vai atipiskas dzimumzīmes.

- Ja jums ir kalogēna izstrādes traucējumu vēsture, tajā skaitā keloīda rētu veidošanās vēsture vai grūti dzīstošu brūču vēsture.
- Ja jums ir asinsvadu sistēmas slimību vēsture, kā piemēram, varikozas vēnas vai asinsvadu ektāzija procedūrai pakļautajās zonās.
- Ja jūsu āda ir jutīga pret gaismu un tās iedarbībā ātri veidojas izsitumi vai alerģiskas reakcijas.
- Ja jums procedūrai pakļautajās ādas zonās ir ādas infekcijas, ekzēmas, apdegumi, iekaisuši folikuli, plēstas brūces, nobrāzumi, parastās herpes, ievainojumi, ādas bojāumi vai hematomas.
- Ja procedūrai pakļautajās zonās ir operāciju rētas.
- Ja jums ir epilepsija ar gaismas jutīgumu.
- Ja jums ir diabēts, vilkēde, porfirija vai sirds nepietiekamība.
- Ja jums ir asinsreces traucējumi.
- Ja jums ir imūndepresīvo slimību vēsture (tajā skaitā HIV un AIDS).

#### **Nekad neizmantojiet ierīci, ja lietojat kādu no tālāk norādītajiem medikamentiem, piem.:**

- Ja jūsu āda šobrīd tiek ārstēta vai nesen tikusi ārstēta ar alfa-hidroksi skābēm (AHA), beta-hidroksi skābēm (BHA), izotretinoīnu un azelātskābī.
- Ja pēdējo sešu mēnešu laikā esat jebkādā veidā lietojis izotretinoīnu saturošus Accutane® vai Roaccutane® medikamentus. Šī ārstniecības metode padara ādu plānāku un vieglāk uzņēmīgāku pret plīsumiem, ievainojumiem un kairinājumiem.
- Ja lietojat sāpu remdēšanas līdzekļus, kas samazina ādas jutību pret siltumu.
- Ja lietojat fotojutīgus elementus saturošas vielas vai medikamentus, pārbaudiet medikamentu lietošanas instrukciju un nekad nelietojet ierīci, ja tajā ir norādīts, ka tas var izraisīt foto-alerģiskas un foto-toksiskas reakcijas, vai arī medikamentu lietošanas laikā jāizvairās no saules iedarbības.
- Ja lietojat pretrecēšanas medikamentus, tajā skaitā pastiprināta aspirīna lietošana, kas pieprasī minimums 1 nedēļas periodu, pirms medikamenti ir izdalījušies no organisma.
- Ja lietojat imūndepresīvos medikamentus.

#### **Nekad neizmantojiet ierīci šādās zonās:**

- Uz sejas.
- Uz krūšgaliem, areolām, mazajām kaunuma lūpām, vagīnas, anālās atveres un deguna nāšu un ausu iekšpusē.
- Vīrieši to nevar izmantot uz sēkliniekiem un sejas.
- Virs vai mākslīgu svešķermēnu tuvumā, kā piemēram, silikona implanti, elektrokardiostimulatori, zemādas injekciju porti (insulīna dozēšanai) vai pīrsingi.
- Uz dzimumzīmēm, vasaras raibumiem, pietūkušām vēnām, tumšākām pigmentācijas zonām, rētām un citām ādas anomālijām, pirms tam nesazinoties ar savu ārstējošo ārstu. Tas var izraisīt apdegumus un krāsu maiņu, kas iespējams aprūtinās ādas slimību diagnosticēšanu (piem., ādas vēzis).
- Uz kārpām, tetovējumiem un permanentā grima. Tas var izraisīt apdegumus un krāsas maiņu.

- Uz zonām, kur lietojat ilgstošas iedarbības dezodorantus. Tas var izraisīt ādas kairinājumu. Skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas".

**Nekad neizmantojiet ierīci uz apdegūšas, nesen nosauļotas (pēdējās 48 stundās) vai mākslīgi nosauļotas ādas:**

- Procedūras drošību var ietekmēt visi saulōšanās veidi. Tas attiecas uz ādas pakļaušanu dabiskas saules iedarbībai, kā arī mākslīgām saulōšanās metodēm, piemēram, saulōšanās losjoniem, ierīcēm u.tml. Ja esat nosauļojies vai plānojat to darīt, skatiet nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļu "Saulōšanās padomi".

*Piezīme. Šis saraksts nav pilnīgs. Ja neesat pārliecināts, vai varat izmantot ierīci, ieteicams sazināties ar ārstu.*

**Elektromagnētiskie lauki (EML)**

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EML). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

**Lādēšana**

Pilnībā uzlādējiet baterijas, ja lietojat ierīci pirmo reizi vai ja baterijas ir tukšas. Lai pilnībā uzlādētu baterijas, nepieciešama 1 stunda un 40 minūtes. Uzlādējiet ierīci, kad lietošanas laikā uzlādes indikators iedegas oranžā krāsā, kas norāda zemu bateriju uzlādes līmeni. Ja tā notiek, atlikuši kapacitāte ir vismaz 30 gaismas impulsa zibšņi.

Pilnībā uzlādētas baterijas nodrošina vismaz 320 gaismas impulsa zibšņus ar gaismas intensitāti 5.

Pilnībā uzlādējiet ierīci reizi 3 vai 4 mēnešos arī tad, ja nelietojat to ilgu laiku.

**Uzlādējiet ierīci šādā veidā:**


- 1 Izslēdziet ierīci.
- 2 Iespārduiet mazo kontaktdakšu ierīcē un adapteri sienas kontaktligzdā.
- Uzlādēšanas lampiņa mirgo zaļā krāsā, lai norādītu, ka ierīce lādējas.
- Kad baterijas ir pilnībā uzlādētas, uzlādes indikators nepārtraukti deg zaļā krāsā.

Piezīmes:

- Adapteris un ierīce uzsilst uzlādes laikā. Tā ir normāla parādība.
- Jūs nevarat izmantot ierīci uzlādes laikā.
- Šī ierīce ir aprīkota ar bateriju pārkaršanas aizsardzību un netiek uzlādēta, ja telpas temperatūra pārsniedz 40°C.

**Nekad neapklājiet ierīci un adapteri uzlādēšanas laikā.**


- 3 Pēc uzlādēšanas, izvelciet adapteri no sienas kontaktligzdas, un izvelciet mazo kontaktdakšu no ierīces.



## Sagatavošana lietošanai

Optimāliem rezultātiem un lielkai efektivitātei, sagatavojiet procedūrai pakļautās zonas tālāk aprakstītajā veidā.

### Procedūrai pakļauto zonu sagatavošana



- Skujiet zonas, kuras vēlaties apstrādāt, tik ilgi, kamēr tajās vēl joprojām ataug matiņi.

*Piezīme. Ja jūsu pēdējā depilācijas metode bija saistīta ar matiņu likvidēšanu no saknēm (piem., epilēšanu, vaksāciju u.tml.), uzgaidiet, līdz matiņi ir ievērojami atauguši, pirms izmantot Philips Lumea. Neizmantojet depilācijas krēmus skūšanās vietā.*

### Lūdzu, nemiem vērā, ka procedūrai uz neskūtām vai nepareizi noskūtām zonām ir dažādi nevēlamī efekti:

- Gaismas lodziņš un uzgalis var tikt piesārnoti ar matiņiem un netīrumiem. Piesārnots gaismas lodziņš un uzgalis var samazināt ierīces kalpošanas laiku un efektivitāti. Papildus uz gaismas lodziņa un uzgaļa esošie apdegumi vai melnie pleķi, kas radušies piesārnojuma rezultātā, var padarīt procedūru sāpīgu vai izraisīt ādas kairinājumu, piemēram, apsārtumu un krāsas maiņu.
- Uz jūsu ādas esošie matiņi var apdegst, rezultātā izraisot nepatikamu smaku.
- Notīriet ādu un pārliecinieties, ka tā ir pilnībā sausa un tīra no matiņiem, taukvielām un eļjas (piemēram, vielām, kas atrodamas tādos kosmētiskajos līdzekļos, kā dezodoranti, losjoni, smaržas, saulōšanās krēmi un pretsauļošanās līdzekļi).
- Pārbaudiet ierīci, tīpaši gaismas lodziņu un uzgali, vai tajā nav iestrēguši matiņi, putekļi un šķiedras. Ja redzat piesārnojumu, notīriet ierīci atbilstoši norādījumiem nodalā "Tīrīšana un apkope".

Piezīmes:

- Ja skūšana rada brūces vai ādas bojājumus, iespējams, jums ir jutīgāka āda un gaismas procedūra dažreiz būs nepatīkama.
- Tiklīdz matiņi vairs neataug – kas parasti notiek pēc 4-5 procedūrām – pirms ierīces lietošanas vairs nav jāskujas.

### Gaismas intensitātes iestatīšana

Philips Lumea ir ierīce, kas paredzēta lietošanai mājās, tāpēc tā nav salīdzināma ar profesionālām gaismas apstrādes ierīcēm, nesmot vērā jutību pret sāpēm. Philips Lumea radītie gaismas impulsi ir maigāki nekā profesionālu ierīču radītie impulsi, tāpēc procedūra būs **ērta** un **efektīva**. Jums jāpielāgo gaismas intensitātes līmenis savai ādas un ķermēņa apmatojuma krāsai tā, lai jūs justos komfortabli.

Tālāk redzamā tabula ar ieteicamo gaismas intensitāti ļauj jums noteikt pareizo sev piemēroto gaismas intensitātes līmeni.

- Aplūkojiet tālāk redzamo tabulu, lai noteiktu, kurš gaismas intensitātes līmenis ir vispiemērotākais jūsu ādas un ķermēņa apmatojuma krāsai, kā arī lai pārbaudītu, vai šī metode jums ir piemērota (ja tā nav piemērota, tabulā tas ir norādīts ar x).

**2** Katrai ķermeņa zonai un, iespējams, arī ķermeņa zonas daļām var būt nepieciešams atšķirīgs gaismas līmenis atbilstoši ieteicamajiem gaismas intensitātes līmeniem tālāk esošajā tabulā. Metode ir efektīvāka pie lielākas intensitātes, taču jums jāsamazina gaismas intensitāte, ja radušās sāpes vai diskomforts.

Personām ar tumšāku ādu pastāv lielāks ādas kairinājuma risks, jo to āda absorbē vairāk gaismas. Tādēļ personām ar tumšāku ādu ir ietiecama zemāka gaismas staru intensitāte.

Gaismas impulsi var šķist silti vai karsti, taču tiem nevajadzētu būt sāpīgiem. Lai novērstu ādas kairinājumu, skatiet nodojas "ierīces lietošana" sadaļu "lespējamie blakusefekti un ādas reakcijas".

#### **Rekomendētie gaismas staru intensitātes līmeni (1-5)**

Tālāk esošajā tabulā "x" nozīmē, ka ierīce jums nav piemērota.

Ādas krāsa un īpašības:	Balta (vienmēr saulē apdeg, neveidojas iedegums)	Smilškrāsas (viegli saulē apdeg, veidojas minimāls iedegums)	Gaiši brūna (dažreiz saulē apdeg, veidojas noturīgs iedegums)	Vidēji brūna (reti saulē apdeg, veidojas ātrs un noturīgs iede-gums)	Tumši brūna (reti saulē apdeg, ļoti noturīgs iedegums)	Brūni melna un tumšāka (reti vai nekad saulē neapdeg, ļoti tumšs iedegums)
-------------------------	--	--	---	--	--	--

Ķermeņa apmatojuma krāsa:

tumši blonda/ gaiši brūna/ brūna/tumši brūna/melna	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
balta/pelēka/ sarkana/gaiši blonda	x	x	x	x	x	x

#### **Svarīgi!**

Lai uzzinātu, vai Philips Lumea ir jums piemērota, skatiet sadaļu "Kam nav piemērota Philips Lumea?".

Ja jūsu āda ir pakļauta dabiskai saules gaismas vai mākslīgas sauljošanās metodes iedarbībai, tā var būt tumšāka nekā iepriekšējās procedūras laikā. Aplūkojiet tālāk esošo tabulu, lai noteiktu, kādi iestatījumi ir piemēroti jūsu ādas krāsai.

#### **Sauljošanās padomi**

#### **Saules iedarbība pirms procedūras**

- Uzgaidiet vismaz 48 stundas pēc sauljošanās, pirms izmantot ierīci. Sauljošanās var izraisīt ādas aptumšošanos (iedegumu) un/vai izraisīt saules apdegumus (ādas apsārtumu).

- Pēc šīm 48 stundām pārbaudiet ādu, vai uz tās nav saules apdegumu. Neizmantojiet Philips Lumea, kamēr redzams apdegums.
- Kad saules apdegums ir pazudis, veiciet ādas pārbaudi (skatiet nodalas "ierīces lietošana" sadaļu "Pirmā lietošanas reize") procedūrai paredzētajā zonā, lai noteiktu atbilstošo gaismas intensitātes līmeni.
- Ja jūsu āda ir iedegusi, veiciet ādas pārbaudi (skatiet nodalas "ierīces lietošana" sadaļu "Pirmā lietošanas reize"), lai noteiktu atbilstošo ādas intensitātes līmeni. Ja tas netiks izdarīts pareizi, var rasties ādas kairinājuma risks pēc procedūras veikšanas ar Philips Lumea.

### **Saules iedarbība pēc procedūras**

- Uzgaidiet vismaz 24 stundas pēc procedūras, pirms pakļaut procedūrā apstrādātās zonas saules iedarbībai. Pat pēc 24 stundām jums jāpārliecīnās, ka procedūrā apstrādātā āda nav apsārtusi, pirms to pakļaujat saules iedarbībai.
- Pārkājiet procedūrā apstrādātās zonas, ja dodaties ārā saulē, vai izmantojiet pretsauļošanās līdzekli (SPF 30+) divas nedēļas pēc procedūras.
- Procedūrā apstrādāto zonu pakļaušana saules gaismai bez aizsardzības tūlīt pēc procedūras var palielināt nepatīkamu blakusefektu risku. Skatiet nodalas "ierīces lietošana" sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas".

### **Sauļošanās ar mākslīgu apgaismojumu**

- Ievērojiet norādījumus iepriekš esošajās sadaļās "Saules iedarbība pirms procedūras" un "Saules iedarbība pēc procedūras".

### **Sauļošanās, izmantojot krēmus**

- Ja esat izmantojis mākslīgu sauļošanās losjonu, uzgaidiet, līdz mākslīgais iedegums ir pilnībā pazudis, pirms izmantot Philips Lumea.


**Piezīme. Lai iegūtu papildinformāciju par nevēlamām ādas reakcijām, skatiet nodalas "ierīces lietošana" sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas".**

### **Ierīces lietošana**

Aplūkojiet ieteicamo gaismas intensitātes līmenu tabulu nodalas "Sagatavošanās lietošanai" sadaļā "Gaismas intensitātes iestatīšana", lai noteiktu, kāda gaismas intensitāte ir piemērotākā jūsu ādas un ķermenja apmatojuma krāsai. Izmantojiet ierīci **labi apgaismotā** telpā; tādējādi tiek samazināts zibšņa spilgtums. Noskujiet procedūrai paredzēto zonu pirms ierīces lietošanas (skatiet nodalas "Sagatavošanās lietošanai" sadaļu "Procedūrai pakļauto zonu sagatavošana").

Ja procedūra kādā brīdī kļūst nepanesami sāpīga, samaziniet gaismas intensitātes iestatījumu, līdz procedūra atkal ir ērta. Ja ievērojat, ka ādas reakcija ir spēcīgāka nekā viegls apsārtums, nekavējoties pārtrauciet procedūru un izlasiet sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas" šajā nodalā.


## Pirmā lietošanas reize un ādas pārbaude




### 1 Uzlieciet ķermenē uzgali uz ierīces.

Ķermenē uzgali var izmantot nevēlamu ķermenē matīju likvidēšanai uz visām ķermenē zonām zem kakla daļas (izņēmumus skatiet nodajās "Svarīgi!" sadalājā "Kontrindikācijas").

- Izvēlieties zonu, kas atrodas tuvu zonai, kuru plānojat pakļaut procedūrai.




- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.  
Ierīce vienmēr automātiski tiek ieslēgta ar zemāko iestatījumu.



- Veiciet vienu zibnsi ar jūsu ādas tipam zemāko ieteicamo intensitāti (norādījumus par zibša veikšanu skatiet sadaļas "Turpmāka lietošana" 6.-9. darbību šajā nodajā).
- Kamēr procedūra ir komfortabla (nesāpīga), palieliniet iestatījumu pa vienam līmenim, atrodoties jūsu ādas tipam ieteicamajā diapazonā, un veiciet vienu zibnsi katram iestatījumam. Neveiciet vairāk par vienu zibnsi tajā pašā vietā.
- Pēc ādas pārbaudes uzgaidiet 24 stundas un aplūkojet, vai uz ādas nav redzams kairinājums. Ja redzams ādas kairinājums, turpmākai lietošanai izvēlieties augstāko iestatījumu, kas neizraisīja ādas kairinājumu.

Kad izmantojat ierīci pirmo reizi, ieteicams veikt ādas pārbaudi uz procedūrai pakļautās zonas, lai pārbaudītu ādas reakciju uz procedūru un pierastu pie gaismas terapijas.


## Turpmākā lietošana




- Pirms katras lietošanas reizes notīriet uzgali, gaismas lodiņu un metālico rāmi Philips Lumea uzgāja iekšpusē. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet nodaju "Tirīšana un apkope".

- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.


*Piezīme. Tā ir normāla parādība, ja ierīce un uzgalis uzkarst lietošanas laikā.*




- 3** Sāciet katru procedūru, rūpīgi izvēloties gaismas intensitāti, pamatojoties uz ādas jutīgumu un to, cik komfortabla ir procedūra. Vairāku iemeslu dēļ jūsu ādas reakcija var atšķirties dažādās dienās/situācijās. Skatiet šajā nodalā esošo sadalījumu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas", lai iegūtu papildinformāciju.



- 4** Nospiediet pogu ▲, lai palielinātu intensitāti. Lai samazinātu intensitāti, nospiediet pogu ▼.  
► Katru reizi nospiežot pogu, sāk mirgot atbilstošā intensitātes līmeņa lampiņa.




- 5** Novietojiet ierīci  $90^{\circ}$  leņķī uz ādas, lai uzgalis un drošības gredzens saskaras ar ādu.




- 6** Piespiediet drošības gredzenu pilnībā pie ādas, nedaudz pielietojot spēku.

*Piezīme. Drošības gredzenam ir kontaktlēdži, kas kopā veido ierīces drošības sistēmu. Šis drošības gredzens pāsargā no neparedzētiem gaismas impulsa zibšņiem brīdi, kad ierīce nav saskarsmē ar ādu.*



- Gatavības indikators ierīces aizmugurē ielegas zaļā krāsā, ja visi drošības gredzena kontaktlēdži ir saskarē ar ādu un ierīce ir uzlādēta. Tas var aizņemt aptuveni 3,5 sekundes.

*Padoms. Lai atvieglotu lietošanu nostiepiet ādu procedūrai paredzētajā zonā. Zonās, kur ir maigāka āda, uz ierīci jāpielieto lielāks spiediens, lai iespiestu visus kontaktlēdžus.*



**7** Nospiediet zibšņa pogu, lai veiktu zibsni.

Piezīme. Redzamā gaisma, kuru izdala ierīce , ir gaismas impulsa zibšņa atspulgs uz ādas virsmas, un tas nav kaitīgs acīm.Tāpēc lietošanas laikā nav nepieciešams lietot aizsargbrilles.

**8** Pēc tam, kad ierīce ir nozibsnījusi, atlaidiet zibšņa pogu.

**9** Lai veiktu nākamo zibsni, atkārtojet 6.-9. darbību. Pēc katra zibšņa nepieciešamas 3,5 sekundes, līdz ierīce ir gatava nākamajam zibsniem.

Vienas sesijas laikā neapstrādājiet to pašu zonu vairākas reizes.Tas neuzlabo procedūras efektivitāti, taču palielina ādas kairinājuma risku.

**10** Lai izvairītos no neapstrādātām zonām, vienmēr pārliecinieties, ka iepriekš apstrādātā zona un vieta, kur no jauna pielietojat ierīci, nedaudz pārkļajas. Efektīvā gaisma tiek izdalīta tikai caur gaismas staru izvadišanas lodziņu. Pārliecinieties, ka impulsa zibšņi tiek izdalīti tuvu viens pie otra.

**11** Pēc procedūras beigšanas, izslēdziet ierīci.

**12** Pārbaudiet gaismas lodziņu un uzgali, vai tajos nav matu un netīrumu, un notīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes (skatiet nodalju “Tiršana un apkope”).


### Norādījumi procedūrai

#### Vidējais procedūras laiks

Zona	Aptuvenais procedūras laiks
Paduses	1,5 minūtes katrai padusei
Bikini zona	1,5 minūtes katrā pusē
Visai bikini zonai	5 minūtes
Vienam kājas apakšstilbam	12 minūtes
Visai kājai	20 minūtes

Piezīme. lepriekš norādītie vidējie procedūras laiki fiksēti pētījumu un pārbaužu laikā. Individuāli procedūras laiki katrā personai var atšķirties.

Piezīme. Pilnībā uzlādētas baterijas nodrošina vismaz 320 zibšņus ar intensitāti 5. Ierīces lietošanas ilgums ir atkarīgs no procedūrai pakļautās zonas lieluma un izmantotā intensitātes iestatījuma.



### Ierīces izmantošana uz kājām

Aplūkojiet ieteicamās gaismas intensitātes tabulu nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadalā "Gaismas intensitātes iestatīšana", lai uzzinātu, kādi iestatījumi ir piemēroti jūsu kājām.

- Varat pārvietot ierīci uz augšu un uz leju vai gar kāju atkarībā no tā, kā jums ērtāk.

**Piezīme.** Kaulainas zonas, piemēram, lielais liela kauls un potītes, ir jutīgākas nekā citas ķermēja zonas. Cieši piespiežot uzgali šim zonām, āda var būt uzņēmīgāka uz kairinājumu, piemēram, niezi un apsārtumu. Skatiet sadalī "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas" šajā nodaļā. Piespiediet uzgali pie ādas pietiekami spēcīgi, lai iedegtos zibšņa gatavības indikators, bet ne spēcīgāk.

**Padoms.** Ierīce var radīt nospiedumus uz ādas procedūrai pakļautajās zonās. Šie nospiedumi var norādīt, kur pārklājas procedūrai pakļautās zonas.

Ja izmantojat ierīci, lai apstrādātu gan kāju apakšējo, gan augšējo daļu, iespējams, procedūras laikā ierīce būs jāuzlādē atkārtoti. Tā ir normāla parādība, ierīces lietošanas ilgums ir atkarīgs no procedūrai pakļautās zonas un izmantotā intensitātes iestatījuma.

**Padoms.** Daudzi lietotāji apvieno kāju procedūru ar citām aktivitātēm, piemēram, televizora skatīšanos vai mūzikas klausīšanos. Varat to izmēģināt, lai procedūra būtu patīkamāka un mierīgāka.

### Ierīces lietošana bikini zonā

Aplūkojiet ieteicamās gaismas intensitātes tabulu nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadalā "Gaismas intensitātes iestatīšana", lai uzzinātu, kādi iestatījumi ir piemēroti bikini zonai.

Principā Philips Lumea ir pietiekami droša un saudzīga visas bikini zonas apstrādei (piem., brazīliešu vai Holivudas stilā). Izmantojiet zemāku iestatījumu uz tumši pigmentētās, jutīgākas ādas bikini zonā. Neizmantojiet ierīci uz kaunuma lūpām, vagīnas un analās atveres. Vriesi, kas vēlas apstrādāt kaunuma zonu, nedrīkst izmantot ierīci uz sēkliniekiem.

**Piezīme.** Higiēnas iemeslu dēļ vienmēr notīriet uzgali, pirms sākt apstrādāt citu ķermēja zonu.


### Ierīces izmantošana padusēm

Aplūkojiet ieteicamās gaismas intensitātes tabulu nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadalā "Gaismas intensitātes iestatīšana", lai uzzinātu, kādi iestatījumi ir piemēroti jūsu padusēm.

Pārliecīnieties, vai pirms procedūras esat notīrijis dezodorantu, krēmu vai citus ādas kopšanas produktus no savām padusēm.

**Padoms.** Lai iegūtu optimālus rezultātus savās padusēs, nostājeties spoguļa priekšā, lai varētu labi redzēt terapijai paredzēto zonu un zibšņa gatavības indikatoru. Paceliet roku un nolieciet plaukstu uz kakla, lai izstieptu ādu padušu zonā. Šādā veida drošības gredzenu var vieglāk piespiest ādai, atvieglojot procedūras veikšanu.

**Piezīme.** Gaismas atspīdums netraumē jūsu acis. Ja izkliedētā gaisma ir nepatīkama, aizveriet acis, kad tiek veikts zibsnis.



### Kā sasniegt optimālus rezultātus

- Tā ir normāla parādība, ja matīni joprojām ir redzami pēc pirmajām procedūras reizēm (skatiet nodaļas "levads" sadaļu "Darbības princips", lai iegūtu papildinformāciju).
- Lai veiksmīgi likvidētu visus matīnus un novērstu, ka matu folikulas atkal paliek aktīvas, procedūra jāatkārto ik pēc divām nedēļām pirmo divu mēnešu laikā. Šajā laikā jūsu ādai jābūt gludai un bez matīniem. Lūdzu, izlasiet sadaļu "Apkopes fāze", lai uzzinātu, kā saglabāt šos rezultātus.

### Apkopes fāze

- Lai nodrošinātu, ka jūsu āda ir gluda un brīva no matīniem, ieteicams atkārtot procedūru ik pēc četrām līdz sešām nedēļām. Starp procedūrām palikušais laiks var atšķirties atkarībā no individuālajām matu ataugšanas īpatnībām, kā arī dažādām kermeņa zonām. Ja starp procedūrām ataug pārāk daudz matīnu, vienkārši vēlreiz sašiniet procedūras intervālu, taču neapstrādājiet nevienu zonu biežāk kā reizi divās nedēļās. Ja izmantojat ierīci biežāk nekā ieteicams, netiek palielināta efektivitāte, bet pieaug ādas kairinājuma risks.

### Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas

#### Izplatītas ādas reakcijas:

- Jūsu āda kļūst nedaudz sarkana un/vai parādās durstoša sajūta, tā tirpst vai ir nedaudz karsta. Šī reakcija ir pilnībā nekaitīga un ātri izzūd.
- Uz neilgu laiku apstrādātajās zonās var parādīties saules apdegumam līdzīga ādas reakcija. Ja tā nepazūd 3 dienu laikā, ieteicams sazināties ar ārstu.
- Skūšanās un gaismas terapijas apvienojums var izraisīt sausu ādu un niezi. Tā ir nekaitīga un pāriet dažu dienu laikā. Varat atdzesēt šo zonu ar ledus iepakojumu vai mitru drānu. Ja sausums nepāriet, varat izmantot mitrinātāju bez aromāta uz procedūrai pakļautās zonas 24 stundu laikā pēc procedūras.

#### Reti blakusefekti:

- Apdegumi, spilgts apsārtums un pietūkums: šādas reakcijas rodas ļoti reti. Tās rodas, ja izmantojat gaismas intensitāti, kas ir pārāk augsta jūsu ādai. Ja šīs reakcijas nepazūd 3 dienu laikā, ieteicams sazināties ar ārstu. Uzgaidiet pirms nākamās procedūras, līdz āda ir pilnībā atlābusi, un pārliecieties, ka izmantojat mazāku gaismas intensitāti.
- Ādas krāsas maiņa: šī parādība notiek ļoti reti. Ādas krāsas maiņa izpaužas kā tumšāki vai gaišāki pleksi nekā apkārtējā zona. Tā rodas, ja izmantojat savai ādas krāsai neatbilstoši augstu gaismas intensitāti. Ja krāsas maiņa nepāriet 2 nedēļu laikā, ieteicams sazināties ar ārstu. Neapstrādājiet šīs zonas, līdz krāsu maiņa nav pārgājusi un āda nav atguvusi ierasto ādas krāsu.
- Ādas infekcija un iekaisums: šī parādība notiek ļoti reti, un to, iespējams, izraisa ierīces lietošana uz brūcēm vai griezumiem, kas radušies skūšanās rezultātā, vai arī uz jau esošām brūcēm vai ieaugušiem matīniem.
- Lielas sāpes: tās var rasties procedūras laikā vai pēc tās, ja izmantojat ierīci uz neskūtas ādas, ja izmantojat ierīci ar gaismas intensitāti, kas ir pārāk liela jūsu ādas krāsai, ja veicat zibnsi uz tās pašas zonas vairāk nekā vienu reizi un ja izmantojat ierīci uz valējām brūcēm, iekaisumiem, infekcijām, tetovējumiem, apdegumiem u.tml. Papildinformāciju skatiet nodaļas "Svarīgi!" sadaļā "Kontrindikācijas".



## Pēc lietošanas

- Nelietojiet smaržas saturošus kosmētiskos līdzekļus uz apstrādātajām zonām uzreiz pēc procedūras.
- Neizmantojiet dezodorantu uzreiz pēc padušu apstrādes. Uzgaidiet, līdz pilnībā pazudis jebkāds ādas apsārtums.
- Informāciju par saules iedarbību un mākslīgo iedegumu skatiet nodajās "Sagatavošana lietošanai" sadaļā "Sauļošanās padomi".

## Tīrīšana un kopšana

Lai nodrošinātu optimālus rezultātus un ilgu ierīces darbmūžu, tīriet ierīci pirms un pēc katras lietošanas reizes un, ja nepieciešams, arī procedūras laikā. Ierīces darbība zaudē efektivitāti, ja tā netiek pareizi notīrīta.

Nekad nemazgājiet ierīci vai tās daļas zem krāna ūdens vai trauku mazgājamā mašīnā.

Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.

Neskrāpējiet gaismas lodiņu vai metālico rāmi uzgaļa iekšpusē.

*Piezīme. Pārliecinieties, ka drošības gredzena kontaktlēdži neaizsērē ar netīrumiem.*

*Piezīme. Pārtrauciet ierīces lietošanu, kad vairs nav iespējams notīrīt gaismas lodiņu vai uzgali.*

**1** Izslēdziet ierīci, atvienojiet no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.

*Piezīme. Lietošanas laikā gaismas lodiņš uzkarst. Pirms tā tīrīšanas pārliecinieties, ka tas ir atdzisis.*

**2** Lai noņemtu uzgali, ievietojiet pirkstus augšā un apakšā esošajās gropēs un uzmanīgi velciet. Uzgalis viegli nonāk nost.

**3** Samitriniet kopā ar ierīci piegādāto mīksto drānu ar dažiem ūdens pilieniem un izmantojiet šādu daļu tīrīšanai:



- gaismas lodiņš
- uzgaļa ārēja virsma
- metālisks rāmis uzgaļa iekšpusē

*Piezīme. Ja ūdens nenotīra pietiekami efekti, izmantojiet dažus pilienus augstprocentīga spīrta, lai notīrītu šīs daļas.*

*Piezīme. Piesārņots gaismas lodiņš un/vai piederums var izskatīties tāpat kā šajā attēlā. Notīriet ierīci pirms un pēc katras lietošanas reizes un, ja nepieciešams, arī procedūras laikā atbilstoši šajā nodajā sniegtajiem norādījumiem.*

*Padoms. Ja vairs nav iespējams notīrīt uzgaļa malas ar ietverto tīrīšanas drānu, tā vietā izmantojiet kokvilnas vīķi. Pārliecinieties, vai uz uzgaļa vai gaismas lodiņa nepalieliek pūkas vai šķiedras.*

**4** Ja nepieciešams, notīriet ierīces ārpusi ar sausu, mīkstu tīrīšanas drānu, kas piegādāta kopā ar ierīci.



## Uzglabāšana

- 1** Izslēdziet ierīci, atvienojiet no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.
- 2** Pirms ierīces novietošanas glabāšanā, vienmēr notīriet to.
- 3** Glabājiet ierīci komplektā iekļautajā somiņā.
- 4** Uzglabājiet ierīci sausā vietā temperatūrā no 0°C līdz 60°C.


## Rezerves daļas

Ja vēlaties nomainīt detaļu vai iegādāties papildu detaļu, dodieties pie Philips izplatītāja vai apmeklējet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Ja radušās problēmas ar detaļu iegādi, lūdzu, sazinieties ar savā valstī esošo Philips klientu apkalpošanas centru.

### Nomaiņas rezerves daļas

Iz preejamas sekojošās nomaiņas rezerves daļas:


- Ķermena uzgalis
- Adapteris
- Somiņa
  
- Pēc ierīces darbmūža beigām neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā palīdzēsīt saudzēt vidi.




### Akumulatoru bateriju izņemšana

Izņemiet atkārtoti uzlādējamās baterijas tikai tad, kad tās ir pilnīgi tukšas.


- 1** Ievietojiet īlenu vai kādu citu asu rīku ierīces apakšējā vāciņā un izvelciet apakšējo vāciņu.




**2** Izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējet divas roktura apakšā esošās skrūves.




**3** Noņemiet roktura augšējo daļu un pārgrieziet abus vadus, kas to pievieno ierīces apakšējai daļai.



**4** Noraujiet bateriju savienotājus no bateriju spailēm, izmantojot garas knaibes.



**5** Izvelciet lādējamās baterijas ārā no ierīces, izmantojot garas knaibes.



**6** Pārgrieziet divus vadus vienlaikus, lai novērstu iespējamu triecienu risku, ko var radīt atlikušais lādiņš.



## Garantija un apkope

Ja nepieciešama apkope, informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējet Philips tīmekļa vietni [www.philips.com](http://www.philips.com) vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālrūja numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips izplatītāja.

## Tehniskā specifikācija

### Modelis SC2001/01

Nominālais spriegums	100V-240V
Nominālā frekvence	50Hz-60Hz
Nominālā jauda	7,5W
Aizsardzība pret elektrisko strāvas triecienu	II klase
Aizsardzības līmenis	IP 30 (EN 60529)
Izmantošanas nosacījumi	Temperatūra: no +15° līdz +35°C Relatīvais mitrums: no 25% līdz 95%
Uzglabāšanas nosacījumi	Temperatūra: no 0° līdz +60°C Relatīvais mitrums: no 5% līdz 95%
Ķermenē uzgaja spektrs	>570 nm
Litija jonu baterija	2 x 3,7 volti 1500 mAh

## Traucējummeklēšana

Šajā nodalā sniegs kopsavilkums par izplatītākajām problēmām ar ierīci. Ja nevarat atrisināt problēmu ar tālāk norādīto informāciju, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru (lūdzu, skatiet tālrūja numuru pasaules garantijas brošūrā).

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Ierīce nedarbojas.	Uzlādējamās baterijas ir tukšas.	Uzlādējiet ierīci (skatīt nodalū 'Lādēšana').
Ierīce ir bojāta.		Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Ierīce pēkšņi izslēdzas.	Uzlādējamās baterijas ir tukšas.	Uzlādējiet ierīci (skatīt nodalū 'Lādēšana').
Uzlādēšanas laikā adapteris uzsilst.	Tas ir normāli.	Nedariet neko.



Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Uzlādēšanas lampiņa neieslēdzas, kad ievietoju mazo kontaktdakšu ierīces kontaktligzdā.	Jūs neesat ievietojis adapteru sienas kontaktligzdā.	Ievietojet mazo kontaktdakšu ierīces kontaktligzdā un iespraudiet adapteru sienas kontaktligzdā.
	Sienas kontaktligzdā nav strāvas.	Pievienojiet citu ierīci sienas kontaktligzdā, lai pārbaudītu, vai tā darbojas. Ja ligzdā ir strāva, taču ierīce joprojām netiek lādēta, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī, Philips izplatītāju vai Philips servisa centru.
	Adapters nav pareizi ievietots sienas kontaktligzdā un/vai mazā kontaktdakša nav pareizi ievietota ierīces kontaktligzdā.	Pārliecinieties, ka adapteris ir pareizi ievietots sienas kontaktligzdā un/vai mazā kontaktdakša ir pareizi ievietota ierīces kontaktligzdā.
	Ierīce ir bojāta.	Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Es ieslēdzu ierīci, bet nevaru palielināt vai samazināt gaismas intensitātes līmeni.	Ierīcei jāveic atiestatīšana.	Lai atiestatītu ierīci, izslēdziet to un tad vēlreiz to ieslēdziet. Ja vēl joprojām nevarat noregulēt gaismas intensitātes līmeni, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Lampiņa 'gatavs gaismas impulsa zibsnim' neieslēdzas, kad es novietoju ierīci uz ādas.	Jūs neesat pareizi novietojis uzgali ar drošības gredzenu uz ādas.	Novietojet ierīci 90° leņķi uz ādas, lai visi kontaktslēdzi saskartos ar ādu. Pēc tam pārbaudiet, vai deg zibšņa gatavības indikators, un nospiediet zibšņa pogu.
Drošības gredzens ir netīrs.		Ja tas neizdodas, novietojet ierīci uz ķermēja daļas, kur iespējams iegūt pilnu ādas kontaktu, piemēram, uz apakšdelma. Tad pārbaudiet, vai 'gatavs gaismas impulsa zibsnim' lampiņa ielegas. Ja 'gatavs gaismas impulsa zibsnim' lampiņa vēl joprojām neiedegas, kad novietojat to uz ādas, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
		Uzmanīgi notīriet drošības gredzenu. Ja nevarat kārtīgi notīrit drošības gredzenu, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru, savu Philips izplatītāju vai Philips servisa centru, lai nomainītu uzgali.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Zibšņa gatavības indikators neiedegas, kad novietoju uzgali uz ādas, tomēr dzesēšanas ventilators darbojas.	Ir aktivizēta aizsardzība pret pārslodzi.	Kad aktivizējusies aizsardzība pret pārkāršanu, ventilators turpina darboties. Neizslēdziet ierīci un jaujet tai atdzist apmēram 15 minūtes, pirms tās atkārtotas lietošanas. Ja 'gatavs gaismas impulsa zibsnim' lampiņa vēl joprojām neieslēdzas, kad novietojat ierīci uz ādas, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Lampiņa 'gatavs gaismas impulsa zibsnim' iedegas zaļā krāsā, tomēr ierīce neizdala zibsnī, kad nospiežu zibšņa pogu.	Ierīcei jāveic atiestatīšana.	Lai atiestatītu ierīci, izslēdziet to un tad vēlreiz to ieslēdziet. Ja 'gatavs gaismas impulsa zibsnim' gaismiņa iedegas zaļā krāsā, bet ierīce vēl joprojām neizdala zibšņus, nospiežot zibšņa pogu, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Lietošanas laikā ierīce uzsilst.	Tas ir normāli.	Nedariet neko.
Ierīce nerāda 1. gaismas intensitātes līmeni, kad es to ieslēdzu.	Ierīcei jāveic atiestatīšana.	Lai atiestatītu ierīci, izslēdziet to un tad vēlreiz to ieslēdziet. Ja ierīce vēl joprojām nerāda 1. gaismas intensitātes līmeni, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Ierīce izdala dīvainu smaku.	Uzgalis un/vai filtra stikls ir netīrs.	Uzmanīgi notīriet uzgali. Ja nevarat kārtīgi notīrikt uzgali, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru, savu Philips izplatītāju vai Philips servisa centru, lai nomainītu uzgali.
Jūs neesat kārtīgi noskuvusi procedūrai pakļautajās ādas zonās esošos matījus.		Ja uz procedūrai paredzētās zonas ir matīji, tie var apdegēt ierīces lietošanas laikā. Rezultātā sajutīsi neparastu smaku. Rūpīgi noskujiet procedūrai paredzēto zonu pirms ierīces lietošanas. Ja skūšanās izraisa ādas niezi, apgrieziet matījus maksimāli īsi un izmantojiet komfortablu iestatījumu.
Procedūras laikā āda ir daudz jutīgāka nekā parasti.	Jūs esat uzglabājusi ierīci puteklainā vidē.	Dīvainā smaka pazūd pēc pāris zibšņiem.
	Izmantotā gaismas intensitāte ir pārāk augsta.	Pārbaudiet, vai esat iestatījusi pareizo gaismas intensitātes līmeni. Ja nepieciešams, izvēlieties zemāku intensitātes līmeni.
	Jūs nenoskuvāt procedūrai pakļautās ādas zonas.	Noskujiet procedūrai paredzētās zonas pirms ierīces lietošanas. Ja skūšanās rada ādas kairinājumu, apgrieziet matījus iespējami īsus un izmantojiet komfortablu iestatījumu.
	Bojāts gaismas lodziņa UV filtrs.	Ja bojāts gaismas lodziņa UV filtrs, vairs nelietojet ierīci. Sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.



Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Ierīce ir bojāta.	Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkčijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Ierīces izmantošanas laikā jūtu nepieņemamas sāpes.	Jūs nenoskuvāt procedūrai pakļautās ādas zonas.	Noskujiet procedūrai paredzētās zonas pirms ierīces lietošanas. Ja skūšanās rada ādas kairinājumu, apgrieziet matīņus iespējami īsus un izmantojet komfortablu iestatījumu.
	Jūs izmantojāt ierīci ādas zonai, kurā to nav paredzēts lietot.	Jūs nedrīkstat izmantot ierīci uz kaunuma lūpām, vagīnās, anālās atveres, krūsgalīem, areolām, lūpām, deguna nāšu un ausu iekšpusē, kā arī acu un uzacu zonā. Virieši to nedrīkst izmantot uz sejas vai sēkliniekiem.
	Jūs esat izmantojis pārāk lielu gaismas intensitāti.	Samaziniet gaismas intensitātes līmeni līdz tādam līmenim, kas jums ir patīkams. Skatiet nodalas 'Sagatavošana lietošanai' sadaļu 'Gaismas intensitātes iestatīšana'.
	Bojāts gaismas lodziņš.	Ja gaismas lodziņš ir bojāts, vairs neizmantojet ierīci ar šo uzgali. Vērsieties pie izplatītāja vai Philips servisa centrā, vai arī sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai veiktu uzgaļa nomaiņu.
	Ierīce nav piemērota jūsu ādas krāsai.	Neizmantojet ierīci, ja jums ir joti tumša āda. Neizmantojet to tādā gadījumā, ja jūsu ķermenē apmatojums ir gaiši blonds, sarkans, pelēks vai balts.
Pēc procedūras apstrādātās zonas klūst sarkanas.	Neliels apsārtums ir normāls un nekaitīgs, kā arī tas ātri pazūd.	Nedariet neko.
Ādas reakcija pēc procedūras saglabājas ilgāk nekā parasti.	Jūs esat izmantojis pārāk lielu gaismas intensitāti.	Nākamreiz iestatiet zemāku gaismas intensitātes līmeni. Skatiet nodalas 'Sagatavošana lietošanai' sadaļu 'Gaismas intensitātes iestatīšana'.
		Ja ādas reakcija nepazūd 3 dienu laikā, sazinieties ar savu ārstu.
Apmatojuma likvidēšanas rezultāti nav apmierinoši.	Jūs esat izmantojis pārāk zemu gaismas intensitāti.	Nākamreiz izvēlieties augstāku gaismas intensitātes līmeni.
	Izmantojot ierīci, procedūrai pakļautās ādas zonas pietiekami nepārklājās.	Lai iegūtu pieniemamus apmatojuma likvidēšanas rezultātus, ierīces lietošanas laikā apstrādātajām zonām ir jāpārklājas. Skatiet nodalas "Ierīces lietošana" 11. darbību.





Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Jūs neesat izmantojis ierīci tik bieži, cik ieteicams.	Lai veiksmīgi likvidētu visus matībus un novērstu, ka matu saknes atkal paliek aktīvas, procedūra jāatkārto ik pēc divām nedēļām pirmo divu mēnešu laikā. Šajā laikā jūsu ādai jābūt gludai un bez matīniem. Lai saglabātu šos rezultātus, ieteicams atkārtot procedūru padusēm, bikini zonai, rokām un vēderam ik pēc divām nedēļām. Uz kājām ataugšana parasti ir lēnāka. Tādējādi procedūras veikšana vienreiz ik pēc četrām nedēļām ir pietiekama, lai kājas būtu gludas un bez matīniem. Ja šo četru nedēļu laikā ataug pārāk daudz matīnu, vienkārši atkal saīsiniet laika intervālu starp procedūrām, taču neveiciet procedūru biežāk kā reizi divās nedēļās.
	Ierīce nav piemērota jūsu matu vai ādas krāsai.	Nelietojiet ierīci, ja jūsu ķermeņa apmatojuma krāsa ir blonda, ruda, sirma vai balta. Nelietojiet ierīci arī tad, ja jums ir ļoti tumša āda.
Matiņi atkal sāk ataugt dažās vietās procedūrai pakļautajās zonās.	Izmantojot ierīci, procedūrai pakļautās ādas zonas pietiekami nepārklājās.	Lai iegūtu pieņemamus apmatojuma likvidēšanas rezultātus, ierīces lietošanas laikā apstrādātajām zonām ir jāpārklājas. Skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" 11. darbību.
	Matiņi atsākt augt dabiska matu augšanas cikla ietvaros.	Tā ir normāla parādība. Matīnu ataugšana ir dabiska matu augšanas cikla daļa. Ataugušie matīni parasti ir mīkstāki un plānāki.







[www.philips.com](http://www.philips.com)

 100% recycled paper  
 100% papier recyclé

4222.100.0687.1