




<p>ne plus fonctionner correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Lavez chaque pièce au lave-vaisselle, en les plaçant dans le panier supérieur ou lavez-les à l'aide d'un mélange d'eau chaude et de liquide-vaisselle doux, puis rincez-les abondamment. • 3. Stérilisez toutes les pièces propres du tire-lait dans un stérilisateur à vapeur Philips AVENT ou plongez-les dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. <p>Entreposage: • Tenez le diaphragme à l'abri de la lumière directe du soleil, car une exposition prolongée pourrait entraîner sa décoloration. • Rangez le diaphragme toujours dans un endroit sûr et sec. • Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil. • Ne laissez pas les enfants ni les animaux jouer avec les accessoires, car ces pièces pourraient présenter un risque d'étouffement ou d'étranglement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avant chaque utilisation, prenez le temps d'inspecter le diaphragme pour vous assurer qu'il ne présente aucun signe d'endommagement. N'utilisez pas le diaphragme si déformation physique apparaît. • Ne laissez jamais tomber ou n'insérez pas d'objet dans une de ses ouvertures. <p>Compatibilité: • Ne jamais utiliser des accessoires ou des pièces d'autres fabricants que Philips AVENT ne recommande pas spécifiquement. Si vous utilisez ces accessoires ou ces pièces, votre garantie devient invalide. • Lavez, rincez et stérilisez toutes les pièces du tire-lait avant chaque utilisation. • Ne vous servez pas de produits abrasifs ou antibactériens pour nettoyer le tire-lait. • N'utilisez pas le tire-lait si le diaphragme en silicone semble endommagé.</p> <p>ES: Diafragma para el extractor de leche eléctrico Comfort.</p> <p>El diafragma está diseñado para permitir que la leche fluya desde el extractor de leche eléctrico Comfort para el contenedor del biberón. Preparación para su uso: • Limpie y esterilice el diafragma antes de usarlo por primera vez. • Limpie y esterilice el diafragma después de cada uso posterior. Montaje: • Asegúrese de que ha limpiado y esterilizado todas las piezas del extractor de leche. Lávese bien las manos antes de manipular las piezas limpias. • Asegúrese de que ha limpiado y esterilizado todas las piezas del extractor de leche. Lávese bien las manos antes de manipular las piezas limpias. • Tenga cuidado, las piezas esterilizadas aún pueden estar calientes. • Consejo: Puede que le resulte más fácil montar la válvula mientras está húmedo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Coloque el diafragma de silicona sobre el cuerpo del extractor desde arriba. Asegúrese de que está bien sujeto alrededor del borde presionándolo hacia abajo con los dedos para garantizar un sellado perfecto. • 2. Conecte el mando sobre el diafragma con base engancharlo el orificio del mango sobre el extremo de la base. Empuje el mango hacia abajo sobre el cuerpo del extractor hasta que encaje en su lugar con un clic. • 3. Conecte todos las restantes piezas del extractor de leche según el montaje normal. Asegúrese de que todas las partes están firmemente ajustadas durante el montaje del extractor de leche eléctrico. Limpieza y esterilización: • Limpie y esterilice todas las piezas del extractor de leche materna antes de usarlo por primera vez. Limpie y esterilice todas las piezas después de cada uso posterior. • 1. Desmonte el extractor de leche completamente. Quite también la válvula blanca. • Tenga cuidado al quitar el diafragma y limpiarlo. Si se daña, el extractor de leche no funcionará bien. • 2. Limpie todas las piezas con agua caliente y un poco de detergente líquido y enjuáguelas bien. También puede lavar las piezas en el lavavajillas (solo en la rejilla superior). • 3. Esterilice todas las piezas en un esterilizador a vapor de Philips AVENT o hirviéndolas durante 5 minutos. <p>Almacenamiento: • No exponga el diafragma al calor extremo y no lo coloque en el sol. • Guarde el diafragma en un lugar seguro y seco. • Asegúrese de que los niños no jueguen con piezas del extractor de leche materna. • No permita a los niños ni las mascotas jugar con los accesorios, ya que estas piezas pueden presentar peligro de asfixia o estrangulación. • Inspeccione si el diafragma muestra signos de daños antes de cada uso. No utilice el diafragma si aparecen signos de deformación física. • No deje caer ni introduzca ningún objeto extraño en ninguna abertura. Compatibilidad: • No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no hayan sido específicamente recomendados por Philips AVENT. La garantía quedará anulada si utiliza tales piezas o accesorios. • Lave y desinfecte todas las piezas del extractor de leche de pecho antes de cada uso. • No utilice agentes de limpieza abrasivos o antibacterias para limpiar las piezas del extractor. • No use el extractor de leche si el diafragma de silicona parece estar dañado.</p>	<p>Page 9 32 x 27mm</p> <p>Page 10 33 x 27mm</p> <p>Page 11 33 x 27mm</p> <p>Page 12 32 x 27mm</p> <p>Page 13 32 x 27mm</p> <p>Page 14 33 x 27mm</p> <p>Page 15 33 x 27mm</p> <p>Page 16 34 x 27mm</p>	 <p>US INSTRUCTIONS INCLUDED FR : INSTRUCCIONES EN EL INTERIOR ES: MODE D'EMPLOI INCLUS</p> <p>PHILIPS</p> <p>4213 354 15841</p> <p>US: Diaphragms for Comfort electric breast pumps Diaphragm is intended to create the vacuum in the chamber of the Comfort electric breast pump. Preparing for use: • Clean and sanitize diaphragm before first use. • Clean and sanitize the diaphragm after each use and before each subsequent use. Assembly: • Note: Make sure you have cleaned and sanitized all parts of the breast pump. Wash your hands thoroughly before you handle the cleaned parts. • Be careful, the cleaned parts may still be hot. • Tip: You may find it easier to assemble the breast pump while it is wet. • 1. Place the silicone diaphragm into the pump body from above. Make sure it fits securely around the rim by pressing down with your fingers to ensure a perfect seal. • 2. After placing the diaphragm, attach the silicone tube and cap onto it. Push down the cap until it is securely in place. • 3. Connect all the remaining breast pump parts as per the normal breast pump assembly. Make sure all parts fit securely during the assembly of the Comfort electric breast pump. Cleaning and sanitizing: • Clean and sanitize all parts of the breast pump before first use. Clean all parts after each subsequent use and sanitize all parts before each subsequent use. • 1. Disassemble the breast pump completely. • Be careful when you remove the accessory and when you clean it. If it gets damaged, your breast pump does not function properly. • 2. Clean all parts in hot water with some mild washing-up liquid and then rinse them thoroughly. You can also clean the parts in the dishwasher (on the top rack only). • 3. Sanitize all parts in a Philips AVENT steam sanitizer or by boiling them for 5 minutes. Storage: • Do not expose the diaphragm to extreme heat and do not place it in direct sunlight. • Store the diaphragm in a safe and dry place. • Children should be supervised to ensure that they do not play with the accessories of the breast pump. • Do not allow children or pets to play with the accessory, as these parts may pose a choking danger. • Inspect the diaphragm for signs of damage before each use. Do not use the diaphragm if signs of physical deformation appear. • Never drop or insert any foreign object into any opening. Compatibility: • Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips AVENT does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your warranty becomes invalid. • Wash, rinse and sanitize all breast pump parts before each use. • Do not use antibacterial or abrasive cleaning agents when you clean breast pump parts. • Do not use the breast pump if the silicone diaphragm appears to be damaged or broken.</p> <p>FR: Diaphragmes pour tires-lait électrique Comfort. Le diaphragme est destiné à créer la succion dans la chambre de la tire-lait électrique Comfort. Avant l'utilisation: • Avant la première utilisation, nettoyez et stérilisez le diaphragme. • Par la suite, nettoyez aussi le diaphragme après chaque usage et stérilisez-le avant chaque nouvelle utilisation. Montage: • Remarque: Veillez à nettoyer et stériliser tous les éléments appropriés du tire-lait et lavez-vous soigneusement les mains avant de toucher des pièces propres. • Soyez prudent, car il est possible que les pièces propres soient encore chaudes. • Conseil: Il peut être plus facile d'assembler le tire-lait lorsqu'il est mouillé. • 1. Insérez le diaphragme en silicone dans la pompe en passant par le dessus et appuyez pour vous assurer qu'il est bien fixé sur le rebord. • 2. Après avoir placé le diaphragme, attachez le tube de silicone et le capuchon. Descendez le capuchon jusqu'à ce qu'elle est solidement en place. • 3. Connecter toutes les restantes de pièces du tire-lait selon les directives de l'assemblage normal. Assurez-vous que toutes les parties en toute sécurité propres au cours de l'assemblage du tire-lait Comfort electric. Nettoyage et stérilisation: • Avant la première utilisation, nettoyez et stérilisez tous les éléments du tire-lait. Par la suite, nettoyez chaque pièce après usage et stérilisez-les avant chaque nouvelle utilisation. • 1. Démontez complètement le tire-lait. • Soyez vigilant au moment du retrait et du nettoyage de tire-lait. Si vous l'endommagez, le tire-lait pourrait</p>	<p>Page 1 (top) 34 x 27mm</p> <p>Page 2 33 x 27mm</p> <p>Page 3 33 x 27mm</p> <p>Page 4 32 x 27mm</p> <p>Page 5 32 x 27mm</p> <p>Page 6 33 x 27mm</p> <p>Page 7 33 x 27mm</p> <p>Page 8 32 x 27mm</p>	<p>Leaflet 262 x 27mm</p>
--	--	--	---	---------------------------

  Point 6 Design Ltd. t: +44 (0)20 8962 5880 www.point6.co.uk	Description: COMFORT ELECTRIC BP PARTS (USFRES)	Diecut CAD REF: 0965	Approved? Y	Status: REPRO		
	Cluster/langs: US/FR/ES (3 langs)	Dimensions: W: 34mm x H: 27mm Narrow foot	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">4</div>			
	42 code: 4213 354 15841	Printer: Clondalkin (Ditone)				
	CTV code: -	Barcode EAN/UPC: -	Operator: MT			
	Point 6 job no: 12912	Barcode ACL (FR): -	P6 Quality Check: EC			
	Project name: -	BWR: 0 microns – printer to apply own BWR	CMM: Nicole Riffert			
	Supercedes: -	PZN (DE): -	Project Manager: Judy Danoe			
	Point 6 file name: 12912-ELECTRIC_BP_PARTS_USFRES.ai	Point 6 ref: ISO Coated V2 ECI FOGRA 39	1st proof date: 29th August 2012			
		Trap/overprint: Printer to apply own	Modify date: 28 March 2013			
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: cyan; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> CYAN </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: magenta; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> MAGENTA </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> YELLOW </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: blue; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> PANTONE 300 C </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: darkblue; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> PANTONE 647 C </div>