



Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HP3616



**PHILIPS**







<b>ENGLISH</b>	6
<b>БЪЛГАРСКИ</b>	10
<b>ČEŠTINA</b>	15
<b>EESTI</b>	19
<b>HRVATSKI</b>	23
<b>MAGYAR</b>	27
<b>ҚАЗАҚША</b>	31
<b>LATVIEŠU</b>	36

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## General description (Fig. 1)

- A** Lamp
- B** Lamp housing
- C** Base
- D** Cord storage facility
- E** Mains cord
- F** On/off indication

## Important

### General

- The symbols on the InfraCare have the following meaning:
- 1 This symbol warns you against hot surfaces (Fig. 2).
- 2 This symbol indicates that you have to read the user manual carefully before you use the appliance. Save the user manual for future reference (Fig. 3).
- 3 This symbol indicates that this appliance is double insulated (Class II) (Fig. 4).
- This appliance meets the requirements of Medical Device Directive MDD93/42/EEC.

### Danger

- Water and electricity are a dangerous combination! Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool).
- Do not let water run into the appliance or spill water onto the appliance.

### Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not leave the appliance unattended when it is switched on.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance is not intended for use by children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

### Caution

- If the wall socket used to power the appliance has poor connections, the plug of the appliance becomes hot. Make sure you plug the appliance into a properly connected wall socket.
- Do not subject the appliance to heavy shocks.
- Always unplug the appliance after use and in case of a power failure.
- Place the appliance on a stable, level surface. Make sure there is at least 15cm free space around it to prevent overheating.
- Do not suspend the appliance from the ceiling (Fig. 5).
- Do not hang the appliance on the wall (Fig. 6).
- Do not use the appliance at room temperatures lower than 10°C or higher than 35°C.
- Do not cover the appliance with, for example, a cloth or a piece of clothing when it is switched on.

- The appliance is equipped with an automatic protection against overheating. If the appliance is insufficiently cooled (e.g. because the cooling vents are covered), the appliance switches off automatically. Unplug the appliance and remove the cause of overheating. Once the appliance has cooled down, it can be switched on again. To do so, plug the appliance in again and press the on/off switch.
- Let the appliance cool down for approx. 15 minutes before you clean or store it.
- If you have just been swimming or have just taken a shower, make sure you dry your skin properly before you use this appliance.
- To prevent eye damage, do not look into the light of the lamp when it is on. Keep your eyes closed.
- The filter and the parts directly around it become very hot when the appliance is switched on. Do not touch them.
- Never use the appliance when the filter is damaged, broken or missing.
- Avoid too intense cooling of the body part immediately after treatment.
- Make sure the beam of infrared light stays at a safe distance of at least 45cm from flammable objects and walls.
- Do not fall asleep during treatment.
- Painkillers reduce the sensitivity to heat. Do not use this appliance when you are on painkillers without having consulted your doctor first.
- If you suffer from a severe disease (e.g. diabetes, heart disease, acute inflammatory diseases, multiple sclerosis, thrombosis, blood coagulation disorders) consult your doctor before use.
- As a general rule, if you cannot stand a hot bath, do not use this appliance. If in doubt, consult your doctor.
- If you are oversensitive or insensitive to infrared light, be extra careful when you use this appliance. If in doubt, consult your doctor.
- Do not use the appliance if you have a swelling or an inflammation, as heat could aggravate the complaints. If in doubt, consult your doctor.
- If there is no improvement after 6-8 treatments, stop using the appliance and consult your doctor.
- To prevent overheating of the skin, avoid very short treatment distances.

### **Electromagnetic fields (EMF)**

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

### **Preparing for use**

Do not suspend the appliance from a ceiling or hang it on a wall.

- 1** Fully unwind the mains cord.
- 2** Place the appliance on a stable, level surface and make sure there is at least 15cm free space around it to prevent overheating.

### **Using the appliance**

#### **Effect of the Infrared lamp**

The InfraCare produces infrared light, which penetrates deeply into the skin and warms the tissues. Infrared light accelerates the transport through the bloodstream of substances necessary to rebuild and nourish the body's tissues. Infrared light also speeds up the removal of waste substances. These features make the Infrared lamp extremely suitable for therapeutic as well as cosmetic use.

## **Therapeutic applications**

---

Infrared light can be used to treat muscular pains and common colds.

- To treat a backache, place the appliance on a table at a distance of approx. 30cm (Fig. 7).
- To treat a sore knee, place the appliance on a low table. Sit down on a chair next to the table at a distance of approx. 30cm (Fig. 8).
- To treat a common cold, sit down in front of the appliance at a distance of approx. 55cm (Fig. 9).

## **Cosmetic applications**

---

**Note:** Remove all make-up from your face before treatment to ensure optimal results.

The Infrared lamp keeps your facial skin healthy and clean because of its stimulating effect on the blood circulation.

- Infrared light opens the pores of the skin. This allows better cleaning of the skin.
- As a result of the infrared light, creams or other skincare products are absorbed better and more quickly by the skin.

## **Use of the Infrared lamp**

---

### **1 Determine the distance between the body and the appliance:**

- When you treat muscular pains, the distance between the lamp and the area to be treated must be approx. 30cm. Make sure the heat feels comfortable on your skin.
- When you treat common colds, the distance between the face and the appliance must be approx. 55cm. Make sure the heat feels comfortable on your skin.

**Do not look into the light of the lamp when it is on. Keep your eyes closed.**

**2 To switch on the appliance, turn the rear cap of the lamp housing to 'I' (Fig. 10).**

**3 Aim the beam of infrared light at the part of the body to be treated (Fig. 11).**

**4 Switch off the appliance after use.**

## **Duration of treatment**

---

The duration of the treatment depends on the person to be treated and of the type of use. We recommend a few short treatments a day, e.g. 2 treatments of 15 minutes.

**Note:** Practice has shown that a few short treatments a day produce a better result than one longer treatment.

## **Cleaning**

Unplug the appliance and let the lamp cool down for approx. 15 minutes before you clean the appliance.

**Do not let water run into the appliance or spill water onto the appliance.**

**1 Clean the appliance with a cloth moistened with some distilled water or alcohol.**

## **Storage**

**1 Let the appliance cool down for approx. 15 minutes before you store it.**

**2 Wind the cord onto the cord storage facility (Fig. 12).**

## Replacement

Unplug the appliance and let the lamp cool down for approx. 15 minutes before you replace the lamp.

- The lamp must be replaced with an identical infrared lamp (Philips PAR38E/150W).
- You can obtain or order a new lamp at your Philips dealer.
- The lamp of this appliance does not contain substances that are harmful to the environment. You can throw old lamps away with the normal household waste.

## Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 13).

## Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

## Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the infrared lamp.

## FAQ

This chapter lists the questions most frequently asked about the appliance. If you cannot find the answer to your question, contact the Consumer Care Centre in your country.

Question	Answer
Why doesn't the appliance go on when I turn the rear cap?	Perhaps the plug is not inserted properly into the wall socket.
	There may be a power failure. Connect another appliance to check if the power supply works.
	The lamp may be defective. Replace the lamp (see chapter 'Replacement').
	The mains cord may be damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

**Увод**

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Общо описание (фиг. 1)**

- A** Лампа
- B** Корпус на лампата
- C** Основа
- D** Приспособление за прибиране на кабела
- E** Захранващ кабел
- F** Индикатор вкл./изкл.

**Важно****Общи положения**

- Символите върху InfraCare имат следните значения:
  - 1 Този символ ви предупреждава за горещи повърхности (фиг. 2).
  - 2 Този символ означава, че преди да използвате уреда, трябва да прочетете внимателно ръководството за потребителя. Запазете ръководството за справка в бъдеще (фиг. 3).
  - 3 Този символ показва, че този уред е двойно изолиран (клас II) (фиг. 4).
  - Този уред отговаря на изискванията на Директива за медицинските уреди MDD93/42/EEC.

**Опасност**

- Водата и електричеството са опасна комбинация! Не използвайте този уред във влажна среда (напр. в банята или до душ или плувен басейн).
- Не допускайте попадане на вода в уреда и не разливайте вода върху него.

**Предупреждение**

- Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа.
- Ако захранващият кабел се повреди, той трябва винаги да се подменя от Philips, упълномощен сервис на Philips или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато е включен.
- Този уред не е предписан за ползване от хора с намалени физически усещания или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Този уред не е предписан за ползване от деца. Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.

**Внимание**

- Ако контактът, който използвате за захранване на уреда, не е свързан добре, щепселт на уреда ще се нагорещи. Проверете дали включвате уреда в контакт с добре свързани изводи.
- Не подлагайте уреда на силни сътресения.
- Винаги изключвайте уреда от захранващата мрежа след употреба и в случай на спиране на ел. захранването.
- Поставяйте уреда върху равна и стабилна повърхност. Съблудявайте около него да има поне 15 см празно пространство, за да се предотврати прегряването му.
- Не закачвайте уреда да виси на тавана (фиг. 5).

- Не закачвайте уреда да виси на стената (фиг. 6).
- Не използвайте уреда при температури на помещението под 10°C или над 35°C.
- Не покривайте уреда, например с кърпа или дреха, когато е включен.
- Уредът е снабден с автоматична защита срещу прегряване. Ако уредът не се охлажда достатъчно (например поради покрити вентилационни отвори), той се изключва автоматично. Извадете щепсела от контакта и отстранете причината за прегряването. След като уредът изстине достатъчно, той може да бъде включен отново. За тази цел включете отново щепсела в контакта и натиснете ключа за вкл./изкл.
- Оставете уреда да се охлажда около 15 минути, преди да го почистите или приберете.
- Ако сте плували или непосредствено преди това сте взели душ, изсушете добре кожата си, преди да използвате уреда.
- За да избегнете увреждане на очите, не гледайте към светлината на лампата, когато е включена. Дръжте очите си затворени.
- Филърът и частите в непосредствена близост до него се нагорещват много, когато уредът е включен. Не ги докосвайте.
- Не използвайте уреда, ако филърът е повреден, счупен или изобщо липсва.
- Избягвайте прекалено интензивно охлаждане на областта от тялото непосредствено след третирането.
- Осигурете инфрачервените лъчи да са на безопасно разстояние от най-малко 45 см от лесно запалими предмети и стени.
- Не заспивайте по време на третирането.
- Обезболяващите средства снижават чувствителността към топлината. Не използвайте този уред без предварително консултиране с лекар, ако сте на обезболяващи средства.
- Ако страдате от сериозно заболяване (напр. диабет, сърдечно заболяване, остри възпалителни заболявания, мултиплена склероза, тромбоза, разстройства на коагулацията на кръвта), преди употреба се посъветвайте с лекар.
- Като общо правило, ако не можете да издържите гореща баня, не използвайте този уред. При колебание се посъветвайте с лекар.
- Ако сте свръхчувствителни или нечувствителни към инфрачервената светлина, трябва да сте особено предпазливи при използване на този уред. При колебание се посъветвайте с лекар.
- Не използвайте уреда, ако имате подутина или възпаление, тъй като топлината може да засили оплакванията. При колебание се посъветвайте с лекар.
- Ако след 6-8 сеанса няма подобрене, преустановете ползването на уреда и се посъветвайте с лекар.
- За да предотвратите прегряване на кожата, избягвайте много близките разстояния на третиране.

### **Електромагнитни излъчвания (EMF)**

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

### **Подготовка за употреба**

Не закачвайте уреда да виси от тавана, нито на стена.

- 1** Развийте докрай захранващия кабел.
- 2** Поставяйте уреда върху равна и стабилна повърхност и съблюдавайте около него да има поне 15 см празно пространство, за да се предотврати прегряването му.

### Използване на уреда

#### Въздействие на инфрачервената лампа

InfraCare излъчва инфрачервена светлина, която прониква дълбоко в кожата и затопля тъканите.

Инфрачервената светлина ускорява придвижването в кръвообращението на веществата, необходими за регенериране и подхранване на телесните тъкани. Също така тя ускорява изхвърлянето на вредните вещества.

Поради това въздействие инфрачервената лампа е изключително подходяща както за терапевтично, така и за козметично приложение.

#### Терапевтично приложение

Инфрачервената светлина може да се използва за облекчаване на болки в мускулите и обикновени настинки.

- За да третирате болки в гърба, поставете уреда на маса на разстояние прибл. 30 см (фиг. 7).
- За да третирате болки в коляното, поставете уреда на холна масичка. Седнете на стол до масичката на разстояние прибл. 30 см (фиг. 8).
- За да третирате обикновена настинка, седнете пред уреда на разстояние прибл. 55 см (фиг. 9).

#### Козметично приложение

*Забележка: За да осигурите най-добър резултат, преди третиране с лампата махнете всякакъв грим от лицето си.*

Инфрачервената лампа поддържа кожата на лицето ви здрава и чиста поради стимулиращото си въздействие върху кръвообращението.

- Инфрачервената светлина разтваря порите в кожата. Това позволява по-добро почистване на кожата.
- Под въздействието на инфрачервената светлина кремовете и другите козметични средства се поемат по-добре и по-бързо от кожата.

#### Използване на инфрачервената лампа

##### **1 Преченете разстоянието между тялото си и уреда:**

- Когато третирате болки в мускулите, разстоянието между лампата и областта за облъчване трябва да е прибл. 55 см. Трябва да усещате комфортно светлината върху кожата си.
- Когато третирате обикновени настинки, разстоянието между лицето ви и лампата трябва да е прибл. 55 см. Трябва да усещате комфортно светлината върху кожата си.

Не гледайте към светлината на лампата, когато е включена. Дръжте очите си затворени.

##### **2 За да включите уреда, завъртете пръстена в задната част на корпуса на лампата в положение “I” (фиг. 10).**

##### **3 Насочете снопа инфрачервена светлина към третираната част от тялото (фиг. 11).**

##### **4 След употреба изключете уреда.**

#### Продължителност на третирането

Продължителността на третирането зависи от човека и начина на използване. Препоръчваме ви няколко кратки сеанса на ден, напр. два сеанса по 15 минути.

Забележка: Практиката е показвала, че с няколко кратки сеанса на ден се постига по-добър резултат в сравнение с едно по-дълго третиране.

### Почистване

Преди да почиствате уреда, изключете го от контакта и оставете лампата да изстине за около 15 минути.

Не допускайте попадане на вода в уреда и не разливайте вода върху него.

- 1 Почиствайте уреда с кърпа, навлажнена с дестилирана вода или спирт.

### Съхранение

- 1 Оставете уреда да се охлажда около 15 минути, преди да го приберете.
- 2 Навийте кабела около предназначеното за целта приспособление (фиг. 12).

### Замяна

Преди да смените лампата, изключете уреда от контакта и оставете лампата да изстине за около 15 минути.

- Лампата трябва да се заменя с идентична инфрачервена лампа (Philips PAR38E/150W).
- Можете да закупите или поръчате нова лампа от търговец на уреди Philips.
- Лампата на този уред не съдържа вещества, вредящи на околната среда. Можете да изхвърляте старите лампи с битовите отпадъци.

### Опазване на околната среда

- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 13).

### Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес [www.philips.com](http://www.philips.com) или се обрънете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обрънете се към местния търговец на уреди на Philips.

### Гаранционни ограничения

Условията на международната гаранция не обхващат инфрачервената лампа.

### Често задавани въпроси

В този раздел са изброени най-често задаваните въпроси относно уреда. Ако тук не можете да намерите отговора на вашия въпрос, обръщайте се към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна.

Въпрос	Отговор
Зашо уредът не се включва, когато завъртя пръстена отзад на лампата?	Вероятно щепселят не е пъхнат добре в контакта. Може да спрял токът. Включете друг уред, за да проверите дали има ток.
	Лампата може да е дефектна. Подменете лампата (вж. раздел "Резервна част").
	Може да е повреден захранващият кабел. За предотвратяване на опасност при повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервис или квалифициран техник.

## Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Všeobecný popis (Obr. 1)

- A** Žárovka
- B** Kryt žárovky
- C** Základna
- D** Držák pro uložení kabelu
- E** Síťový kabel
- F** Indikátor zapnuto/vypnuto

## Důležité

### Obecné informace

- Symboly na přístroji InfraCare mají tento význam:
- 1 Tento symbol varuje vás před horkým povrchem (Obr. 2).
- 2 Tento symbol informuje, že si máte před použitím přístroje přečíst uživatelskou příručku. Uschověte ji pro budoucí použití (Obr. 3).
- 3 Tento symbol informuje, že je tento přístroj dvojtě izolován (třída II) (Obr. 4).
- Tento přístroj splňuje požadavky směrnice pro lékařská zařízení MDD93/42/EEC.

### Nebezpečí

- Voda s elektrickým proudem tvoří nebezpečnou kombinaci! Nepoužívejte proto tento přístroj v mokré prostředí (např. v koupelně, v blízkosti sprchy či bazénu).
- Dejte pozor, aby do přístroje nepronikla voda nebo aby se na něj voda nevylila.

### Výstraha

- Dříve než přístroj připojíte do sítě zkонтrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické sítí.
- Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- Osoby s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem instruovány nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti by neměly s přístrojem manipulovat. Je nutné dohlížet, aby si děti s přístrojem nehrály.

### Upozornění

- Kdyby byl kontakt v zásuvce nedokonalý, zástrčka přístroje by se mohla nadměrně zahřívat. Přístroj zapojte do řádně připojené síťové zásuvky.
- Nevystavujte přístroj silným nárazům.
- Přístroj vždy odpojte po použití a v případě výpadku napájení.
- Přístroj umístěte na stabilní vyrovnaný povrch. Zajistěte, aby kolem přístroje bylo alespoň 15 cm volného prostoru na ochranu proti přehřátí.
- Nezavěšujte přístroj na strop (Obr. 5).
- Nezavěšujte přístroj na zed (Obr. 6).
- Přístroj používejte pouze při teplotách mezi 10 °C a 35 °C.
- Je-li přístroj zapnutý, nezakrývejte jej látkou, např. utěrkou.
- Přístroj je vybaven automatickou ochranou proti přehřátí. Pokud se přístroj dostatečně neochlazuje (například kvůli zakrytým větracím otvorům), automaticky se vypne. Přístroj odpojte od sítě a odstraňte přičinu přehřátí. Jakmile se přístroj ochladí, lze jej znova zapnout. Chcete-li přístroj zapnout, připojte jej opět k sítí a stiskněte vypínač.

- Před čištěním nebo uložením přístroje počkejte alespoň 15 minut, než přístroj vychladne.
- Pokud jste byli plavat nebo jste se sprchovali, před použitím přístroje se rádně osušte.
- Nedívejte se do světla zapnuté žárovky, předejdete tak poškození zraku. Mějte oči zavřené.
- Filtr a součástky přímo okolo něj jsou po zapnutí přístroje velmi horké. Nedotýkejte se jich.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je filtr poškozený, rozbitý nebo pokud chybí.
- Těsně po terapii se vyhněte příliš prudkému ochlazení ošetřované části těla.
- Dbejte na to, aby paprsek infračerveného světla byl v bezpečné vzdálenosti minimálně 45 cm od hořlavých předmětů a zdí.
- Během terapie neusínejte.
- Léky proti bolesti snižují citlivost na teplo. Přístroj nepoužívejte, jestliže užíváte léky proti bolesti, aniž byste se nejprve poradili se svým lékařem.
- Pokud trpíte vážným onemocněním (např. cukrovkou, srdečním onemocněním, akutním zánětlivým onemocněním, roztroušenou sklerózou, trombózou, poruchou srážlivosti krve), poraďte se před použitím přístroje s lékařem.
- Obecné pravidlo je takové, že jestliže nezvládnete horkou koupel, nepoužívejte tento přístroj. V případě pochybností se poraďte s lékařem.
- Pokud trpíte zvýšenou citlivostí nebo necitlivostí na infračervené záření, dbejte při použití přístroje maximální opatrnosti. V případě pochybností se poraďte s lékařem.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte otok nebo zánět, protože teplo může potíže zhoršit. V případě pochybností se poraďte s lékařem.
- Nedojde-li ke zlepšení po 6 - 8 terapiích, přestaňte používat přístroj a poraďte se s lékařem.
- Vyhnezte se používání na velmi krátkou vzdálenost, předejdete tak přehřátí pokožky.

### **Elektromagnetická pole (EMP)**

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

### **Příprava k použití**

Nezavěšujte přístroj na strop ani na zeď.

- 1** Zcela roзвijte napájecí kabel.
- 2** Přístroj umístěte na stabilní vyrovnaný povrch a zajistěte, aby kolem přístroje bylo alespoň 15 cm volného prostoru na ochranu proti přehřátí.

### **Použití přístroje**

#### **Účinek infračervené lampy**

Přístroj InfraCare vydává infračervené světlo, které proniká hluboko do pokožky a ohřívá tkáň. Infračervené světlo zrychluje přenos látek v krevním oběhu, které jsou nutné k obnově a výživě tkání. Infračervené světlo rovněž urychluje odstranění odpadních látek.

Tyto vlastnosti činí z infračervené lampy velmi vhodný prostředek pro terapeutické i kosmetické použití.

#### **Terapeutické použití**

Infračervené světlo lze použít pro léčbu bolestí svalů i běžného nachlazení.

- Při léčbě bolesti zad umístěte přístroj na stůl do vzdálenosti přibližně 30 cm (Obr. 7).
- Při léčbě bolesti kolen umístěte přístroj na nízký stolek. Posaďte se na židli vedle stolu ve vzdálenosti přibližně 30 cm (Obr. 8).
- Při léčbě nachlazení se posadte před přístroj ve vzdálenosti přibližně 55 cm (Obr. 9).

## Kosmetické použití

**Poznámka:** Před terapií odstraňte z obličeje veškerý make-up, abyste dosáhli optimálních výsledků. Infračervená žárovka udržuje díky svému stimulujícímu účinku na krevní oběh pokožku zdravou a čistou.

- Infračervené světlo otevírá póry pokožky. To umožňuje její lepší čištění.
- Výsledkem infračerveného světla je, že krém a další produkty péče o pokožku se do pokožky lépe a rychleji absorbuji.

## Použití infračervené lampy

### 1 Určete vzdálenost mezi tělem a přístrojem:

- Při léčbě bolestí svalů musí být vzdálenost mezi žárovkou a léčenou oblastí přibližně 30 cm. Dbejte na to, aby pocit tepla byl pro pokožku příjemný.
- Při léčbě nachlazení udržujte vzdálenost mezi obličejem a přístrojem přibližně 55 cm. Teplo, které je vyzařováno na vaši tvář, vám musí být příjemný.

Nedívajte se do světla zapnuté žárovky. Mějte oči zavřené.

**2** Přístroj zapnete tak, že otočíte zadní část krytu žárovky do polohy „I“ (Obr. 10).

**3** Paprsek infračerveného světla nasměrujte na léčenou část těla (Obr. 11).

**4** Po použití přístroj vypněte.

## Délka terapie

Délka léčby je individuální a závisí na typu použití. Doporučujeme několik krátkých ošetření denně, např. 2 ošetření po 15 minutách.

**Poznámka:** Praxe dokazuje, že několik krátkých ošetření za den přináší lepší výsledky než jedno delší ošetření.

## Čištění

Před čištěním odpojte přístroj ze sítě a žárovku nechte vychladnout přibližně 15 minut.

Dejte pozor, aby do přístroje nepronikla voda nebo aby se na něj voda nevylila.

**1** Přístroj vycistěte hadříkem navlhčeným v destilované vodě nebo alkoholu.

## Skladování

**1** Před uložením přístroje počkejte alespoň 15 minut, než přístroj vychladne.

**2** Sítovou šňůru naviňte na držák pro uložení kabelu (Obr. 12).

## Výměna

Před výměnou žárovky odpojte přístroj ze sítě a žárovku nechte vychladnout přibližně 15 minut.

- Žárovku je třeba vyměnit stejnou infračervenou žárovkou (Philips PAR38E / 150 W).
- Novou žárovku lze získat či objednat u dodavatelů výrobků Philips.
- Žárovka tohoto přístroje neobsahuje látky škodlivé pro životní prostředí. Staré žárovky můžete vyhodit do běžného komunálního odpadu.

## Životní prostředí

- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí (Obr. 13).

## Záruka a servis

Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips [www.philips.com](http://www.philips.com) nebo se obrátěte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefoniční číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips.

### Omezení záruky

Podmínky mezinárodní záruky se nevztahují na infračervenou žárovku.

## FAQ

Tato kapitola uvádí seznam nejčastějších dotazů týkajících se přístroje. Pokud se vám nepodaří najít odpověď na svoji otázku, obrátěte se na Středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Otázka	Odpověď
Proč se po otočení zadního krytu přístroj nezapne?	Je možné, že zástrčka není řádně zasunuta do sít'ové zásuvky.
	Mohlo dojít k výpadku proudu. Připojte jiný přístroj a zkontrolujte dodávku elektrické energie.
	Žárovka může být vadná. Vyměňte žárovku (viz kapitola „Výměna“).
	Mohlo dojít k poškození sít'ové šňůry přístroje. V případě poškození sít'ové šňůry musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, abyste předešli možnému nebezpečí.

## Sissejuhatus

Õnnitlame teid ostu puhul ning teretulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Üldkirjeldus (Jn 1)

- A** Lamp
- B** Lambi korpus
- C** Alus
- D** Juhtmehoidiku pesa
- E** Toitejuhe
- F** Sisse-välja märgutuli

## Tähelepanu

### Üldist teavet

- Seadmel „InfraCare“ olevate sümbolite tähdused:
- 1 See sümbol hoiatab kuumade pindade eest (Jn 2).
- 2 See sümbol osutab, et peaksite enne seadme kasutamist kasutusjuhendit hoolikalt lugema. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks alles (Jn 3).
- 3 See sümbol tähistab, et see seade on kahekordse isolatsiooniga (klass II) (Jn 4).
- See seade vastab meditsiiniliste seadmete direktiivi MDD93/42/EEC nõudmistele.

### Oht

- Vee ja elektriseadmete koos kasutamine on hädaohlik! Seepärast ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas (nt vannitoosas, dušši all või ujumisbasseinis olles).
- Ärge laske vett seadmesse voolata ega pritsige vett seadmele.

### Hoiatus:

- enne seadme ühendamist kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philips volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.
- Ärge jätkake sisselülitatud seadet tähelepanuta.
- Seda seadet ei tohiks füüsилiste puuetega ja vaimuhäiretega isikud nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise töttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Seda seadet ei tohi lapsed kasutada. Lapsi tuleb valvata, et nad mingil tingimustel seadmega mängima ei hakkaks.

### Ettevaatust

- Kui seadmele voolu saamiseks kasutatakse seinakontakti on halva ühendusega, siis läheb pistik kuumaks. Kontrollige, kas seadme pistik on korralikult seinakontakti lükatud.
- Ärge seadet tugevasti pörutage.
- Alati lülitage seade päraslast kasutamist või elektrivõrgu riket välja.
- Asetage seade stabiilsele, tasasele pinnale. Ülekuumenemise vältimiseks veenduge, et selle ümber oleks vähemalt 15 cm vaba ruumi.
- Ärge riputage seadet lakké (Jn 5).
- Ärge riputage seadet seinale (Jn 6).
- Ärge kasutage seadet ruumis, kus temperatuur on madalam kui 10 °C või kõrgem kui 35 °C.
- Ärge sisselülitatud seadet näiteks riidega ega rõivatükiga katke.
- Seade on varustatud automaatse ülekuumenemiskaitsegaga. Kui seade pole piisavalt jahtunud (nt ventilatsiooniavad on suletud), lülitub seade automaatselt välja. Tömmake pistik seinakontaktist välja ja kõrvvaldage ülekuumenemise põhjus. Päraslast jahtumist võib seadme uesti sisse lülitida. Selleks sisestage pistik uesti seinakontakti ja vajutage sisse/välja lülitit.

- Enne puastamist või hoiustamist laske seadmel umbes 15 minutit jahtuda.
- Kui olete just ujumast või dušši alt tulhud, siis enne seadme kasutamist hõõruge nahk korralikult kuivaks.
- Silmade kahjustamise vältimiseks ärge vaadake sisselülitatud lambi valgusesse. Hoidke silmad kinni.
- Sisselülitatud seadme filter ja selle ümbruses olevad osad lähevad väga kuumaks. Ärge neid puudutage.
- Kunagi ärge kasutage kahjustatud, katkise, murdunud või piuuduva filtriga seadet.
- Pärast kehaosa ravimist ärge seda liiga intensiivselt jahutage.
- Veenduge, infrapuna valgusvihk jäääks ohutusse, vähemalt 45 cm kaugusesse nii kergesisüttivatest asjadest kui ka seinast.
- Ärge ravimise ajal magama jääge.
- Valuvaigistid vähendavad soojustundlikkust. Ärge kasutage seadet, kui olete sisse võtnud valuvaigisteid. Konsulteerige enne oma arstiga.
- Kui teil on tõsine haigus (nt diabeet, südamepuudulikkus, äge hingamisteede puudulikkus, multiskleros, tromboos, verehüübimishäired), konsulteerige enne kasutamist arstiga.
- Üldiselt, kui te ei kannata kuumas vannis käimist, ärge kasutage seda seadet. Kahtluse korral konsulteerige oma arstiga.
- Kui olete infrapuna valguse suhtes ülitundlik, olge seadme kasutamisel eriti ettevaatlik. Kui kahtlete, siis konsulteerige arstiga.
- Ärge kasutage seadet paistetustega ja põletikuliste nähtude korral, kuna kuumus teravdab hädasid. Kahtluse korral konsulteerige arstiga.
- Kui 6–8 raviseansi järel midagi paremaks ei muutu, lõpetage ravamine ja konsulteerige arstiga.
- Naha ülekuumenemise vältimiseks ärge väga naha lähedalt ravige.

### **Elektromagnetväljad (EMV)**

See Philipsi seade vastab köikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

### **Ettevalmistused kasutamiseks**

**Ärge riputage seadet lakk ega seinale.**

- 1 Kerige toitejuhe täielikult lahti.
- 2 Asetage seade stabiilsele, tasasele pinnale ja veenduge, et ülekuumenemise vältimiseks oleks selle ümber vähemalt 15 cm vaba ruumi.

### **Seadme kasutamine**

#### **Infrapuna lambi toime**

InfraCare kiirgab infrapunavalgust, mis tungib sügavale naha sisse ja soojendab kudesid. Infrapuna valgus kiirendab kudede taastamiseks ja toiteks vajalike ainete transporti verevarustuse kaudu. Infrapuna valgus kiirendab ka jääkainete eemaldamist. Nende omaduste töltu sobib infrapuna lampi rakendada nii teraapias kui ka kosmeetikas.

#### **Teraapilised rakendused**

Infrapuna valgust võib kasutada lihasvalude ja üldise külmeturumise raviks.

- Seljavaluele raviks pange seade lauale umbes 30 cm kaugusele (Jn 7).
- Valutava põlve ravimiseks asetage seade madalale lauale. Istuge lauaäärsele toolile umbes 30 cm kaugusele (Jn 8).
- Külmeturumise ravimiseks istuge seadme ette umbes 55 cm kaugusele (Jn 9).

## Kosmeetilised rakendused

*Märkus: Enne ravima hakkamist eemaldage optimaalse tulemuse kindlustamiseks näolt meik.*

Infrapuna lamp hoiab vereringet stimuleeriva toime töttu näonaha terve ja puhta.

- Infrapuna valgus avab nahatoodid. Tänu sellele saate nahka paremini puhastada.
- Infrapuna valguse toimel imetakse kreemid ja teised näohoidlusvahendid paremini ja kiiremini nahale sisse.

### Infrapuna lambi kasutamine

#### 1 Määrase keha ja seadme vaheline kaugus.

- Kui te ravite lihasvalusid, peaks kaugus lambi ja ravitava piirkonna vahel olema umbes 30 cm. Veenduge selles, et nahale mõjuv soojus tekitaks mugavustunde.
- Kui te ravite üldist külmetumist, peaks kaugus lambi ja näo vahel olema umbes 55 cm. Veenduge selles, et nahale mõjuv soojus tekitaks mugavustunde.

**Ärge vaadake sisselülitatud lambi valgusesse. Hoidke oma silmad kinni.**

#### 2 Seadme sisselülitamiseks pöörake lambi korpuuse taga asuv otsak asendisse „l” (Jn 10).

#### 3 Sihtige infrapuna valguse vihk ravitavale kehaosalale (Jn 11).

#### 4 Pärast kasutamist lülitage seade välja.

### Ravimise kestus

Raviseansside pikkus sõltub ravitavast isikust ja kasutusviisist. Me soovitame mõnda lühikest raviseansi päevas, näiteks kahte 15-minutist raviseansi.

*Märkus: Praktika on näidanud, et mõne raviseansi kasutamine päeva ühe pikema asemel annab parema tulemuse.*

### Puhastamine

**Tõmmake seadme pistik elektrivõrgust välja ja laske lambil enne seadme puhastamist umbes 15 minutit jahtuda.**

**Ärge laske vett seadmesse voolata ega pritsige vett seadmele.**

#### 1 Puhastage seadet destilleeritud vee või alkoholiga niisutatud riidetükiga.

### Hoiustamine

#### 1 Laske seadmel enne hoiustamist umbes 15 minutit jahtuda.

#### 2 Kerige toitejuhe ümber juhtmehoidiku (Jn 12).

### Asendamine

**Tõmmake seadme pistik elektrivõrgust välja ja laske lambil enne lambi asendamist umbes 15 minutit jahtuda.**

- Lamp tuleb vahetada identse infrapuna lambiga (Philipsi mudel PAR38E/150 W).
- Te võite saada või tellida uue lambi Philipsi edasimüüja käest.
- Selle seadme lambid ei sisalda keskkonda ohustavaid aineid. Vanad lambid võite visata tavalise majapidamisprügi hulka.

### Keskond

- Tööea lõppedes ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. See on vajalik keskkonna säätstmiseks (Jn 13).

## Garantii ja teenindus

Kui vajate hooldust, teavet või teil on probleem, külalitage Philipsi veebisaiti [www.philips.com](http://www.philips.com) või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

## Garantiipiirangud

Infrapuna lampidele ei kehti rahvusvahelise garantii tingimused.

## KKK

Selles peatükis käsitletakse korduma kippuvaid küsimusi seadme kohta. Kui te ei leia oma küsimusele vastust, palun võtke ühendust asukohariigi klienditeeninduskeskusega.

Küsimus	Vastus
Miks tagumise otsaku keeramisel seade sisse ei lülitu?	Pistik ei ole korralikult seinakontakti sisestatud.
	Võib-olla on elektrivõrgus voolukatkestus. Elektrivõrgu töö kontrollimiseks lülitage mõni teine seade elektrivõrku.
	Võib-olla on lamp rikkis. Asendage lamp (vt pt „Asendamine”).
	Võib-olla on seadme toitejuhe kahjustatud. Kui toitejuhe on kahjustatud, siis ohtlike olukordade välimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada firmas Philips, volitatud Philipsi hooldekeskuses või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul.

**Uvod**

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Opći opis (Sl. 1)**

- A** Lampa
- B** Kućište lampe
- C** Podnožje
- D** Držač za kabel
- E** Kabel za napajanje
- F** Indikator za uključeno/isključeno

**Važno****Opće informacije**

- Simboli na aparatu InfraCare imaju sljedeće značenje:
- 1 Ovaj simbol upozorava vas na vruće površine (Sl. 2).
- 2 Ovaj simbol naznačuje da morate pažljivo pročitati upute prije korištenja aparata. Upute spremite za buduće potrebe (Sl. 3).
- 3 Ovaj simbol naznačuje da aparat ima dvostruku izolaciju (klasa II) (Sl. 4).
- Ovaj aparat zadovoljava zahtjeve Smjernice za medicinske uređaje MDD93/42/EEC.

**Opasnost**

- Voda i električna energija opasna su kombinacija! Ne koristite aparat u vlažnim okruženjima (npr. u kupaonici ili u blizini tuša ili bazena).
- Nemojte dopustiti da voda ulazi u aparat ili proljevati vodu po njemu.

**Upozorenje**

- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Nemojte ostavljati aparat bez nadzora kada je uključen.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Ovaj aparat nije namijenjen djeci. Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

**Oprez**

- Ako je zidna utičnica koja služi za napajanje aparatova loše spojena, utikač kabela za napajanje se zagrijava. Obavezno uključite aparat u ispravno spojenu zidnu utičnicu.
- Nemojte izlagati aparat udarcima.
- Nakon korištenja i u slučaju nestanka struje aparat obavezno iskopčajte iz napajanja.
- Aparat stavite na stabilnu, ravnu površinu. Pazite da oko njega bude najmanje 15 cm slobodnog prostora kako bi se sprječilo pregrijavanje.
- Nemojte montirati aparat na strop (Sl. 5).
- Nemojte montirati aparat na zid (Sl. 6).
- Aparat nemojte koristiti na sobnim temperaturama nižim od 10 °C ili višim od 35°C.
- Dok je uključen aparat nemojte pokrивati, primjerice, krpom ili komadom tkanine.
- Aparat ima ugrađenu automatsku zaštitu od pregrijavanja. Ako se ne hlađi dovoljno (npr. zato što su ventilacijski otvori prekriveni), aparat će se automatski isključiti. Iskopčajte aparat i uklonite uzrok pregrijavanja. Kada se aparat ohladi, možete ga ponovo uključiti. Kako biste to učinili, ponovo ga ukopčajte i pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje.
- Ostavite aparat da se hlađi oko 15 minuta prije čišćenja ili spremanja.

- Ako ste upravo plivali ili se kupali, prije uporabe aparata obavezno dobro osušite kožu.
- Kako biste spriječili oštećenje vida, nemojte gledati u svjetlo lampe dok je uključena. Držite oči zatvorene.
- Filter i dijelovi neposredno oko njega postaju vrlo vrući kada se aparat uključi. Nemojte ih dodirivati.
- Ako je filter oštećen, slomljen ili ga nema, nemojte koristiti aparat.
- Izbjegavajte intenzivno hlađenje dijelova tijela neposredno nakon tretmana.
- Pazite da zraka infracrvene svjetlosti ostane na sigurnoj udaljenosti od najmanje 45 cm od zapaljivih predmeta i zidova.
- Nemojte zaspasti za vrijeme tretmana.
- Sredstva protiv bolova smanjuju osjetljivost na toplinu. Ako koristite sredstva protiv bolova, prije uporabe aparata posavjetujte se sa svojim liječnikom.
- Ako imate ozbiljno oboljenje (npr. dijabetes, bolest srca, akutne upalne bolesti, multipla skleroza, tromboza, poremećaji zgrušavanja krvi), posavjetujte se s liječnikom prije korištenja aparata.
- Općenito vrijedi da ako ne možete podnijeti vruću kupku, ne biste trebali koristiti ovaj aparat. Ako niste sigurni, posavjetujte se sa svojim liječnikom.
- Ako ste osjetljivi ili neosjetljivi na infracrveno svjetlo, prilikom korištenja aparata budite posebno oprezni. Ako niste sigurni, posavjetujte se sa svojim liječnikom.
- Ako vam je neki dio tijela natečen ili upaljen, nemojte koristiti aparat jer toplina može pogoršati simptome. Ako niste sigurni, posavjetujte se sa svojim liječnikom.
- Ako nakon 6-8 tretmana ne osjetite poboljšanje, prestanite s uporabom aparata i posavjetujte se sa svojim liječnikom.
- Kako biste spriječili pregrijavanje kože, izbjegavajte vrlo kratke udaljenosti prilikom tretmana.

### **Elektromagnetska polja (EMF)**

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

### **Priprema za korištenje**

Nemojte vješati aparat o strop ili na zid.

- 1** Potpuno odmotajte kabel za napajanje.
- 2** Aparat stavite na stabilnu, ravnu površinu i pazite da oko njega bude najmanje 15 cm slobodnog prostora jer ćete na taj način spriječiti pregrijavanje.

### **Korištenje aparata**

#### **Učinak infracrvenih lampi**

InfraCare stvara infracrveno svjetlo koje prodire duboko u kožu i zagrijava tkivo.

Infracrvena svjetlost ubrzava prijenos kroz krvоžilni sustav tvari koje su potrebne za obnavljanje i njegu tkiva u organizmu. Infracrvena svjetlost također ubrzava izlučivanje otpadnih tvari.

Te značajke čine infracrvenu lampu iznimno prikladnom za terapeutsko liječenje i primjenu u kozmetici.

### **Terapeutска primjena**

Infracrvena lampa može se koristiti za liječenje bolova u mišićima i obične prehlade.

- Kod tretmana bolova u ledjima stavite aparat na stol na udaljenost od približno 30 cm (Sl. 7).
- Za bolove u koljenu aparat stavite na nizak stol. Sjedite na stolicu pokraj stola na udaljenosti od oko 30 cm (Sl. 8).
- Kod liječenja prehlade sjedite pred aparat na udaljenosti od približno 55 cm (Sl. 9).

## Primjena u kozmetici

*Napomena: Prije tretmana skinite svu šminku s lica kako biste osigurali optimalne rezultate.*

Infracrvena lampa svojim stimulativnim učinkom na cirkulaciju održava kožu lica zdravom i čistom.

- Infracrvena lampa otvara pore u koži. To omogućava bolje čišćenje.
- Kao rezultat djelovanja infracrvenog svjetla, kreme i ostala sredstva za njegu kože bolje i brže se upijaju u kožu.

### Korištenje infracrvene lampe

#### 1 Odredite udaljenost između tijela i aparata:

- Prilikom tretmana bolova u mišićima, udaljenost između lampe i tretiranog područja mora biti približno 30 cm. Toplina treba biti ugodna.
- Kod liječenja prehlade, udaljenost između lica i aparata mora biti približno 55 cm. Toplina treba biti ugodna.

Nemojte gledati u svjetlo lampe. Držite oči zatvorene.

**2 Za uključivanje aparata okrenite kapicu sa stražnje strane kućišta lampe na 'I' (Sl. 10).**

**3 Usmjerite zraku infracrvene svjetlosti u željeni dio tijela (Sl. 11).**

**4 Nakon uporabe isključite aparat.**

### Trajanje tretmana

Trajanje tretmana ovisi o osobi i vrsti korištenja. Preporučujemo nekoliko kraćih tretmana dnevno, primjerice 2 tretmana po 15 minuta.

*Napomena: U praksi se pokazalo da je nekoliko kraćih tretmana učinkovitije od jednog dugog.*

### Čišćenje

Prije čišćenja isključite aparat na otprilike 15 minuta i ostavite lampu da se ohladi.

Nemojte dopustiti da voda ulazi u aparat ili proljevati vodu po njemu.

**1 Aparat čistite krpom namočenom u destiliranu vodu ili alkohol.**

### Spremanje

**1 Aparat se treba hladiti otprilike 15 minuta prije spremanja.**

**2 Namotajte kabel oko spremišta za kabel (Sl. 12).**

### Zamjena dijelova

Prije zamjene lampe isključite aparat na otprilike 15 minuta i ostavite lampu da se ohladi.

- Lampu treba mijenjati identičnom infracrvenom lampom (Philips PAR38E/150 W).
- Lampu možete nabaviti ili naručiti novu kod svog distributera proizvoda tvrtke Philips.
- Lampa na ovom aparatu ne sadrži tvari koje bi bile štetne po okoliš. Možete ih odlagati u uobičajeni otpad iz kućanstva.

### Zaštita okoliša

- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 13).

## Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, [www.philips.com](http://www.philips.com), ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

### Ograničenja jamstva

Međunarodno jamstvo ne pokriva infracrvenu lampu.

## Česta pitanja

U ovom poglavlju nalaze se odgovori na često postavljana pitanja o aparatu. Ako odgovor na svoje pitanje ne možete pronaći u ovom poglavlju, obratite se Philips centru za podršku potrošačima u svojoj državi.

Pitanje	Odgovor
Zašto se aparat ne uključuje kada okrenem kapicu sa stražnje strane?	Možda utikač nije ispravno umetnut u zidnu utičnicu.
	Možda je došlo do prekida napajanja. Uključite neki drugi aparat i provjerite napajanje.
	Lampa možda nije ispravna. Zamijenite je novom (pogledajte poglavljje "Zamjena").
	Kabel za napajanje aparata je možda oštećen. Ako je to slučaj, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni servis ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

## Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) oldalon.

## Általános leírás (ábra 1)

- A** fénycső
- B** Lámpaburkolat
- C** Talpazat
- D** Hálózati kábel tárolója
- E** Hálózati kábel
- F** Be-/kikapcsolt állapot jelzése

## Fontos!

### Általános

- Az InfraCare készüléken szereplő szimbólumok magyarázata:
- 1 Ez a jelzés a forró felületekre figyelmeztet (ábra 2).
- 2 Ez a szimbólum azt jelöli, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi használatra (ábra 3).
- 3 Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék kettős szigeteléssel rendelkezik (II. osztály) (ábra 4).
- A készülék megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó MDD93/42/EGK irányelvnek.

### Veszély

- Az elektromosság vizes környezetben fokozottan veszélyes! Ne használja a készüléket nedves környezetben (például fürdőszobában vagy zuhanyzó, illetve úszómedence mellett).
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe, illetve annak felületére.

### Figyelmeztetés

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserálni.
- Bekapcsolt állapotban ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- A készülék működtetésében járatlan személyek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Gyermekek felügyelet nélkül ne használják a készüléket.

### Figyelem

- Ha a készülékhez használt fali aljzat érintkezői rosszak, a készülék csatlakozódugója átforrósodhat. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék hálózati csatlakoztatására használt fali aljzat érintkezői megfelelők-e.
- Óvja a készüléket az erős ütődésektől.
- Használat után, valamint áramszünet esetén húzza ki a készülék csatlakozódugóját a konnektorból.
- Helyezze a készüléket stabil, egyenletes felületre, és a túlmelegedés megelőzése érdekében legalább 15 cm-es sugarú körben hagyja szabadon a berendezést.
- Ne szerelje a készüléket a mennyezetre (ábra 5).
- Ne akassza a készüléket a falra (ábra 6).
- Ne használja a készüléket 10 °C-nál alacsonyabb, vagy 35 °C-nál magasabb szobahőmérsékleten.
- Ne takarja le a készüléket ruhával vagy ruhadarabbal, mikor az bekapcsolt állapotban van.
- A készülék automatikus túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik. Ha nem megfelelő a hűtése (pl. mert a szellőzőnyílások le vannak takarva), a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készüléket és szüntesse meg a túlmelegedés okát. Ha a készülék lehűlt, ismét bekapcsolhatja azt, miután csatlakoztatta és megnyomta a be-/kikapcsoló gombot.

- Tárolás, illetve tisztítás előtt hagyja kb. 15 percig hűlni a készüléket.
- Ha közvetlenül úszás vagy zuhanyozás után kívánja használni a készüléket, alkalmazása előtt alaposan szárítsa meg bőrét.
- Hogy elkerülje szemének károsodását, tartsa szemeit becsukva és ne nézzen a lámpa fényébe.
- A szűrő és az azt közvetlenül körülvevő részek nagyon felforrósodhatnak, ha a készülék be van kapcsolva. Ne érintse meg őket.
- Ne használja a készüléket, ha a szűrő tönkrement, törött vagy hiányzik.
- A kezelt felületet közvetlenül a készülék alkalmazása után ne tegye ki szélsőséges hideg hatásának.
- Győződjön meg róla, hogy az infravörös sugáryaláb biztonságos, legalább 45 cm-es távolságba legyen gyúlékony tárgyaktól és a faltól.
- Ne aludjon el kezelés közben.
- A fájdalomcsillapító csökkentik a szervezet hőérzékenységét. Ha fájdalomcsillapítókat szed, kérjen tanácsot kezelőorvosától, mielőtt használni kezdené a készüléket.
- Súlyos betegség esetén (pl. cukorbetegség, szívbetegség, akut gyulladásos megbetegedés, szklerózis multiplex, trombózis, vérálvadási problémák) a készülék alkalmazása előtt kérjen tanácsot kezelőorvosától.
- Általános szabályként ne használja a készüléket, ha nem bírja a forró fürdőt. Ha bármilyen kétsége merülne fel, forduljon kezelőorvosához.
- Az infravörös fénnel szembeni túlérzékenység vagy érzékenység esetén különösen óvatosan használja a készüléket. Bármilyen kérdés vagy probléma esetén forduljon kezelőorvosához.
- Duzzanatok vagy gyulladás esetén kerülje a készülék használatát, mert a magas hőmérséklet fokozhatja a panaszokat. Kétség esetén kérjen tanácsot kezelőorvosától.
- Ha 6-8 kezelés után sem mutatkozik javulás állapotában, hagyja abba a terápiát és konzultáljon kezelőorvosával.
- A bőr túlhevülésének elkerülése érdekében ne használja túl közelről a készüléket.

### **Elektromágneses mezők (EMF)**

Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak.

Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

### **Előkészítés**

**Ne szerelje a készüléket a mennyezetre, és ne akassza a falra.**

- 1** Teljesen tekerje le a hálózati kábelt.
- 2** Helyezze a készüléket stabil, egyenletes felületre, és a túlmelegedés megelőzése érdekében legalább 15 cm-es sugarú körben hagyja szabadon a berendezést.

### **A készülék használata**

#### **Az infravörös lámpa hatása**

Az InfraCare infravörös fényt bocsát ki, amely mélyen a bőr alá hatolva melegíti a szöveteket.

Az infravörös fény gyorsítja a test szöveteinek táplálásához, regenerálódásához szükséges tápanyagok szállítását a vérkeringésben. Az infravörös fény a salakanyagok eltávolítását is élénkíti.

Ezek a tulajdonságok kivételesen alkalmassá teszik az infravörös lámpát gyógyászati és kozmetikai célokra.

#### **Terápiás alkalmazások**

Az infravörös fény egyaránt alkalmazható izomfájdalmak és közönséges megfázások kezelésére.

- Hátfájás kezeléséhez helyezze a készüléket egy asztalra, kb. 30 cm-es távolságra a hátától (ábra 7).

- Terdfájdalmi kezeléséhez helyezze a készüléket egy alacsony asztalra. Üljön le egy székre az asztal mellé, kb. 30 cm-re a készüléktől (ábra 8).
- Közönséges megfázás kezeléséhez üljön le szembe a készülékkel, kb. 55 cm-es távolságra (ábra 9).

## Kozmetikai alkalmazások

**Megjegyzés:** Az optimális eredmény biztosítása érdekében távolítsa el a sminket az arcáról.

Az infravörös lámpa vérkeringést serkentő hatásának köszönhetően egészségesen és tisztán tartja az arcbőrét.

- Az infravörös fény tágítja a bőr pórusait. Ez a bőr alaposabb tisztítását teszi lehetővé.
- Az infravörös fénynek köszönhetően a krémek és más bőrápoló termékek hatékonyabban és gyorsabban szívődnak fel.

## Az infravörös lámpa használata

### 1 Állapítsa meg a teste és a készülék közötti távolságot:

- Ha izomfájdalmat kezel, a lámpa és a kezelt kívánt terület közötti távolság legyen kb. 30 cm. Figyeljen, hogy kellemes meleget érezzen a bőrén.
- Közönséges megfázás kezelése során az arca és a készülék közötti távolság kb. 55 cm legyen. Ügyeljen rá, hogy kellemes meleget érezzen a bőrén.

**Ne nézzen a lámpa fényébe. Szemét tartsa becsukva.**

### 2 A készülék bekapcsolásához fordítsa a lámpa házának hátsó fedelét „I”-es állásba (ábra 10).

### 3 Irányítsa az infravörös fénycsőt a kezelt kívánt testrészre (ábra 11).

### 4 Használat után kapcsolja ki a készüléket.

## A kezelés időtartama

A kezelés megfelelő időtartama függ a kezelt személytől és az alkalmazás módjától. Általános tanácsként azt javasoljuk, hogy a készüléket naponta több alkalommal, rövidebb ideig használja, például naponta 2-szer 15 percig.

**Megjegyzés:** A tapasztalatok azt mutatják, hogy napi több, rövidebb kezeléssel jobb eredmény érhető el, mint a készülék napi egy alkalommal, hosszabb ideig történő alkalmazásával.

## Tisztítás

**Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, és körülbelül 15 percig hagyja hűlni a készüléket.**

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe, illetve annak felületére.

### 1 A készüléket desztillált vízzel vagy alkohollal megnedvesített ruhával tisztítsa.

## Tárolás

### 1 Tárolás előtt hagyja kb. 15 percig hűlni a készüléket.

### 2 Tároláskor tekerje fel a kábelt a tápkábel tartóra (ábra 12).

## Csere

**A lámpa cseréje előtt húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, és körülbelül 15 percig hagyja hűlni a készüléket.**

- A lámpa csak azonos típusú infralámpára cserélhető (Philips PAR38E/150 W).
- Új lámpát Philips márkakereskedőnél szerezhet vagy rendelhet.

- A lámpa a környezetre káros anyagokat nem tartalmaz. A régi lámpákat háztartási hulladékkel együtt is kiselejtezheti.

### **Környezetvédelem**

- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adjon le, így hozzájárul a környezet védelméhez (ábra 13).

### **Jótállás és szerviz**

Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára ([www.philips.com](http://www.philips.com)), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

### **A garancia feltételei**

A nemzetközi garanciafeltételek nem vonatkoznak az infravörös lámpára:

### **GYIK**

Ez a fejezet a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket tartalmazza. Ha nem talál választ kérdésére, forduljon a Philips vevőszolgálatához.

Kérdés	Válasz
Miért nem kapcsol be a készülék, amikor elfordítom a hátsó fedeleit?	Elképzelhető, hogy a csatlakozódugó nem megfelelően illeszkedik a fali konnektorba.
	Lehet, hogy áramszünet van. Csatlakoztasson egy másik készüléket, így ellenőrizheti, hogy működik-e a konnektor.
	Lehet, hogy a lámpa meghibásodott. Cserélje ki a lámpát (lásd: a „Csere” című fejezetet).
	Elképzelhető, hogy a készülék hálózati csatlakozókábele megsérült. Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben kell cserálni.

## Kіріспе

Өттімді сатып алынызыбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қosh келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімінізді [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) веб-бетіне тіркеніз.

## Жалпы сипаттама (Сурет 1)

- A** Лампа
- B** Лампа орны
- C** Табаны/негізі
- D** Сымды сақтайтын орын
- E** Ток сымы
- F** Қосу/өшіру көрсеткіші

## Маңызды

### Жалпы

- InfraCare құралындағы белгілер мынандай мағынаны білдіреді:
- 1 Бұл белгі ыстық беттер туралы ескертеңіз (Сурет 2).
- 2 Бұл белгі сізге құралды қолданар алдында міндепті түрде нұсқауды ықыласпен оқып шығыныз дегенді білдіреді. Нұсқауды келешекте қолдану үшін сақтап қойыныз (Сурет 3).
- 3 Бұл белгі осы құралдың екі қабаттен корғалғанын білдіреді (II классы) (Сурет 4).
- Бұл құрал MDD93/42/EEC Медициналық Құрал Директивасының талаптарына сәйкес келеді.

### Қауіпті

- Су және ток өте қауіпті қиыстыру! Бұл құралды су қоршаған айналада қолданбаңыз (мысалы, ваннада, душтың немесе бассейннің жаңында).
- Құралдың ішіне су тигізбеніз немесе оның үстіне су төкпеніз.

### Ескерту

- Құралды қосар алдында, құралда көрсетілген вольтаж, жергілікті қамтамасыз етілетін вольтажбен сәйкес келетіңдігін тексеріп алыңыз.
- Егер ток сым закымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны тек Philips немесе Philips әкімшілік берген қызмет орталығында немесе соған тәріздес деңгейі бар маман ғана ауыстыруы тиіс.
- Құрал қосылып тұрган кезде оны қадағалаусыз қалдырмаңыз.
- Бұл құралмен, егер осы құралды қолдану жөнінде олардың қауіпсіздігіне жауапты адамнан нұсқа алған болмаса немесе оның қадағалауымен қолданып жатпаған болса, физикалық сезімталдығы тәмен немесе ақылы кем адамдар, немесе білімі мен тәжірибесі аз адамдар қолдануына болмайды.
- Бұл құралмен балаларға қолдануға болмайды. Балалар ем қабылдап жатқанда, олар құралмен ойнап жатпағандығын қадағалап отыру керек.

### Абайланыз

- Егер құралға қуат алуға қолданып отырған қабырғадағы розетка байланысы нашар болса, онда құрал шашышкысы қызып кетеді. Құралды дұрыс байланысы бар қабырға розеткасына косқандығынызды тексеріп отырыңыз.
- Құралды катты соққыға душар етпеніз.
- Қолданып болғаннан соң немесе ток қуаты тоқтап қалған шақтарда, құралды міндепті түрде сөндірініз.
- Құралды тұрақты, тегіс жерге қойыныз. Қатты ысып кетуден қорғау үшін, оның айналасында кем дегенде 15 см бос жер қалдырыныз.
- Құралды үйдің төбесінен ілменіз (Сурет 5).
- Құралды қабырғага ілменіз (Сурет 6).

- Құралды бөлме температуrasesы 10°C төмен немесе 35°C жоғары болған жағдайда қолдануға болмайды.
- Құрал қосулы түрган кезде оны бір нәрсемен, мәселен, жөргекпен немесе мата кесіндісімен жабуға болмайды.
- Құрал қатты ысып кетуден корғайтын автоматты корғаумен жабдықталған. Егер құрал қажет мөлшерде сұып болмаса (мысалы, салқындақтыштары жабылған болса ), құрал автоматты түрде өшіп қалады. Құралды токтан ажыратып, ысып кетуден сактандыз. Құрал сұтылығаннан кейін, оны қайта қосуға болады. Осылай істеу үшін, құралды токқа қайта қосып, косу/өшіру түймесін басыңыз.
- Құралды сактап қояр алдында, оны 15 минуттай сұтып алыңыз.
- Егер сіз жанаға судан шыққан болсаныз немесе жанаға судан дүш қабылдаған болсаныз, құралды қолданар алдында өзінізді мұқият түрде сүртіп, кептірініңіз.
- Қөзінізді құртып алмау үшін, лампалар қосылып түрганда оның жарығына қарамаңыз. Қөздерінізді жұмып отырыңыз.
- Құрал қосылып түрганда, фильтр мен оның айналасындағы бөлшектер қатты ысып кетеді. Оларға тименіз.
- Егер фильтр закымдалған, сыйнық немесе жоқ болса, құралды қолданбаңыз.
- Ем қабылдаған болған бойдан, ем қабылдаған деңенізді жылдам сұтурудан сақ болыңыз.
- Инфра қызыл жарықтың сәулелері тез жаңып кетуі мүмкін заттардан және қабырғадан ең кем дегенде 45 см. қауіпсіз ара қашықтықта екендейін тексеріп отырыңыз.
- Ем қабылдаған жатқанда ұйықтап кетпеніз.
- Ауыруды азайтатын дәрілер ыстықтың сезімталдығын кемітеді. Егер сіз ауыруды азайтатын дәрі қабылдаған жүрген болсаныз, құралды қолданар алдында дәрігермен кенесіңіз.
- Егер ауыр ауруға шалдыққан болсаныз (мысалы, диабет, жүрек ауруы, ауыр асқынған аурулар, склероз, тромбоз, қан ұюның аурулары), қолдану алдында дәрігерден кенес алыңыз.
- Әддегідей, ыстық дүш қабылдай алмайтын болсаныз, бұл құралды қолданбаңыз. Күмәндансаныз, дәрігерден кенес алыңыз.
- Егер сіз инфра қызыл саuleге тым сезімтал болсаныз, осы құралды қолданып жатқанда абай болыңыз. Егер күмәніңіз болса, онда дәрігермен ақылдастыңыз.
- Егер сізде ісік болса, немесе қүйдіріп алған жеріңіз болса, онда құралды қолданбаңыз, себебі бұл құрал ауыруныңды асқындырып жіберуі мүмкін. Егер күмәніңіз болса, онда дәрігермен кенесіңіз.
- Егер 6-8 рет ем қабылдағаннан кейін де жақсаруды сезбесеніз, құралды қолдануды тоқтатып, дәрігерінізбен кенесіңіз.
- Терінің ысып кетуінен сактану үшін, тым жақын арақашықтықтан сактандыңыз.

### **Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)**

Philips компаниясы шығарған бұл құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық стандарттарға сай келеді. Дұрыс әрі осы пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес қолданылса, қазіргі кезде белгілі ғылыми дәле дергерге негізделе отырып құралды қолдану қауіпсіз деуге болады.

### **Қолдануға дайындау**

**Құралды үйдің төбесіне немесе қабырғаға імеміз.**

- 1** Тоқ сымын толығымен босатып алыңыз.
- 2** Құралды тұрақты, тегіс жерге қойып, қатты ысытып жібермеу үшін, оның айналасында кем дегенде 15 см бос жер қалдырыңыз.

## Күрілғыны қолдану

### Инфра қызыл лампалардың әсери

InfraCare инфракызыл сәуле шығарады, ол теріге терен еніп, ұлпаны жылытады.

Инфракызыл жарығы дененің терісін жақсартатын және оларға дем беретін заттарды бүкіл қан ағымы арқылы тасымалдау барысын арттырады. Сонымен қатар, инфракызыл жарықтары керек емес заттарды денеден шағаруға да себін тигізеді.

Осы мінездемелер инфракызыл жарығын терапевтік және косметикалық мақсатпен қолдануды ете тиімді етеді.

### Емді жасау

Инфракызыл жарықтарын бұлшық ет ауыруын және жалпы сұық тиген ауыруларды емдеуде қолдануға болады.

- Арқа ауыруын емдеу үшін, құралды үстел үстіне, шамамен 30 см. ара қашықтыққа отырыңыз (Сурет 7).
- Қақсан отырған тізенізді емдеу үшін, құралды төмен үстелге орнатыңыз. Үстел жаңына орындық қойып, шамамен 30 см. ара қашықтыққа отырыңыз (Сурет 8).
- Сұық тигенде емделу үшін, құрал алдына, шамамен 55 см. ара қашықтыққа отырыңыз (Сурет 9).

### Косметикалық қолданулар

**Ескеरте:** Тиімді нәтиже алу үшін, ем қабылдар алдында бетініздеңі барлық бояуды кетіріңіз.

Инфракызыл лампалар сіздің бетінізді таза әрі сай етіп сақтайды, себебі ол қан айналымын арттырады.

- Инфракызыл жарық терініздегі тесікшелерді ашады. Соның арқасында бетініз жақсы тазаланады.
- Инфракызыл жарық нәтижесінде, кремдер мен басқа теріні балттайтын өнімдер терінізге тезірек және жақсырақ сінетін болады.

### Инфракызыл лампаларды қолдану

#### 1 Дененіз бен құрал арасындағы қашықтықты анықтаңыз:

- Бұлшық ет ауыруын емдегенде, лампа мен емдегелі жатқан дene бөлігініздің арасы шамамен 30 см. болуы тиіс. Жылу терінізге жағымды болуы тиіс.
- Әдеттегі тұмауды емдеген кезде, құрал мен беттің ортасындағы ара қашықтық шамамен 55 см. болуы тиіс. Жылу терінізге жағымды болғанын қадағалаңыз.

Лампалар қосылып тұрғанда оның жарығына қарамаңыз. Көздерінізді жұмып отырыңыз.

#### 2 Құралды қосу үшін, лампаның артқы қақпағының орнын 'I' ұстанымына бүраңыз (Сурет 10).

#### 3 Инфракызыл жарық сәулесін емдегелі жатқан дene бөлігіне бағыттаңыз (Сурет 11).

#### 4 Қолданып болғаннан соң құралды өшіріңіз.

### Ем үзақтығы

Емделу үақыт үзақтығы емделгелі жатқан адамға және қолдану тәртібіне байланысты болады. Біз сіздерге күніне бірнеше қысқа үақыт емделуді ұсынамыз. Мәселен, күніне 15 минуттық 2 ем.

**Ескерте:** Тәжірибе бойынша, күніне бір үзак емнен көрі бірнеше қысқа ем қабылдаған тиімдірек нәтиже көрсетеді.

## Тазалау

Күралды тазалар алдында оны тоқтан сұрып, лампаларын шамамен 15 минуттай сұтыңыз.

Күралдың ішіне су тигізбеніз немесе оның үстіне су төкпеніз.

- 1 Күралды біраз дистиллирленген сумен немесе спиртпен дымқылдатылған шуберекпен тазалаңыз.

## Сақтау

- 1 Күралды сактап қояр алдында, оны 15 минуттай сұтып алыңыз.
- 2 Тоқ сымын, оны жинауға арналған бөлшекке айналдырып, орап сақтауға болады (Сурет 12).

## Алмастыру

Лампаларды алмастырап алдында күралды тоқтан сұрып, лампаларын шамамен 15 минуттай сұтыңыз.

- Лампа тұра осындаи инфроқызыл лампаларымен алмастырылуы тиіс (Philips PAR38E/150W).
- Сіз жаңа лампаларды Philips дилерінен сатып немесе тапсырыс жасап ала аласыз.
- Осы құрал лампалары ішінде қоршаған ортаға зиян келтіретін заттар жок, Сондықтан, ескі лампаларды әдеттегі үй қоқыстарымен бірге тастауыңызға болады.

## Қоршаған орта

- Құрылғыны өз қызметтің көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құрылғыны арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз. Сонда сіз қоршаған ортанды корғауға себебінізді тигізесіз (Сурет 13).

## Кепілдік және қызмет көрсету

Егер сізге акпарат керек болса, немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips'tің интернет бетіндегі [www.philips.com](http://www.philips.com) веб-сайтына келіңіз, немесе өзініздің елініздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсаныз болады (ол нөмірді сіз дүние жузі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің елінізде Тұтынушылар Қамқорлық Орталығы жок болған жағдайда өзініздің жергілікті Philips дилеріне арызданыңыз немесе Philips'tің Үйге арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамқор BV бөліміне арзызданыңыз.

## Кепілдік шектері

Халықаралық кепілдік шарттары бойынша инфроқызыл лампаларға кепілдік берілмейді.

## ЖКС

Бұл тармақта құрал туралы жиі қойылатын сұрақтар тізімі берілген. Егер сіз өз сұрағыныңға жауапты таппасаңыз, елініздегі тұтынушылар орталығымен байланысыңыз.

### Сұрақ

Неліктен мен артқы қақпағын бұраганымда құрал жұмыс жасамайды?

### Жауап

Мүмкін шанышқы қабырғадағы розеткаға дұрыс енгізілмеген шығар.

Тоқ қуаты берілмей тұрған шығар. Тоқ қуаты бар екендігін тексеру үшін, басқа құралды тоққа қосып көрініз.

**Сұрақ****Жауап**

Лампаның кетігі бар шығар. Лампаны алмастырыңыз. («Алмастыру» тармағын қарандыз).

Мүмкін, желінің бауы зақымдалған. Желінің бауы зақымдалған жағдайда оны аудиостыру қажет. Аспалттың іске қосылуының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бауды Philips сауда мекемелерінде, Philips авторизделген сервис орталығында немесе соған сәйкес мамандандырылған сервис орталығында аудиостырыңыз.

**Ievads**

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Vispārējs apraksts (Zīm. 1)**

- A** Lampa
- B** Lampas korpus
- C** Pamatne
- D** Vada uzglabāšanas vieta
- E** Elektrības vads
- F** Ieslēgšanas/izslēgšanas indikācija

**Svarīgi****Vispārīgi**

- Uz InfraCare esošie simboli nozīmē:
- 1 Šis simbols brīdina par karstām virsmām (Zīm. 2).
- 2 Šis simbols norāda, ka Jums uzmanīgi jāizlasa šo lietotāja rokasgrāmatu pirms lietojat ierīci. Saglabājiet lietotāja rokasgrāmatu tālākām uzziņām (Zīm. 3).
- 3 Šis simbols norāda, ka šai ierīcei ir dubulta izolācija (II klase) (Zīm. 4).
- Šī ierīce atbilst Medicīnisko ierīču direktīvai MDD93/42/EEK.

**Briesmas**

- Ūdens un elektrība ir bīstams savienojums! Nelietojiet šo ierīci mitrā vidē (piemēram, vannas istabā vai dušas vai peldbaseina tuvumā).
- Neļaujiet ūdenim ieplūst ierīcē vai nesmidzinet uz ierīces ūdeni.

**Brīdinājums**

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, tai esot ieslēgtai.
- Šo ierīci nevar izmantot personas ar fiziskiem, maņu vai gaigiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījis izmantot šo ierīci.
- Šī ierīce nav paredzēta bērniem. Bērnus jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nespēlējas ar ierīci.

**Ievērībai**

- Ja elektrotīkla kontaktligzdā, kurai pieslēgta šī ierīce, savienojumos ir sliksks kontakts, ierīces kontaktakā sakarst. Raugieties, lai šīs ierīces kontaktakā tiktu iesprauta pareizi pieslēgtā kontaktligzdā.
- Nepakļaujiet ierīci specīgiem triecieniem.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla pēc izmantošanas, kā arī elektrotīkla klūmes gadījumā.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzennes virsmas. Lai novērstu pārkaršanu, pārliecinieties, ka ap ierīci ir vismaz 15 cm brīvas telpas.
- Nemontējiet ierīci pie griestiem (Zīm. 5).
- Nepiekariet ierīci pie sienas (Zīm. 6).
- Nelietojiet ierīci telpā, kurā temperatūra ir zemāka par 10°C vai augstāka par 35°C.
- Kad ierīce ir ieslēgta, nepārsedzot to, piemēram, ar auduma vai apģērba gabalu.
- Šai ierīcei ir automātiska aizsardzība pret pārkaršanu. Ja ierīce nav pietiekami atdzisusi (piem., tāpēc ka atveres ir aizvērtas), ierīce automātiski izslēgsies. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un novērsiet pārkaršanas cēloni. Ja ierīce ir atdzisusi, to var atkal ieslēgt. Lai to izdarītu, pieslēdziet to elektrotīklam un nosiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

- Pirms tīrāt vai novietojat to uzglabāšanai, laujiet tai atdzist aptuveni 15 minūtes.
- Ja esat tikko peldējies vai bijis dušā, pārliecinieties, ka pirms šīs ierīces izmantošanas esat rūpīgi nosusinājis ādu.
- Lai netraumētu acis, neskatieties lampas radītajā gaismā, kad tā ir ieslēgta. Turiet acis aizvērtas.
- Kad ierīce ir ieslēgta, filtrs un daļas ap to var ievērojami sakarst. Nepieskarieties tām.
- Nekad neizmantojiet ierīci, ja filtrs ir bojāts, salauzts vai tā vispār nav.
- Neatdzesejiet pārāk intensīvi to kermēņa daļu, kurai veicāt procedūru.
- Pārliecinieties, ka infrasarkanās gaismas staru kūlis ir drošā attālumā no degošiem priekšmetiem un sienām - vismaz 45cm.
- Neaizmiedziet procedūras laikā.
- Pretsāpu ūdenskrāpējumi samazina jutīgumu pret siltumu. Neizmantojiet šo ierīci, ja esat lietojis pretsāpu medikamentus, pirms tam nekonsultējoties ar savu ārstējošo ārstu.
- Ja jums ir smaga slimība (piem., diabēts, sirds nepietiekamība, akuti iekaisumi, multiplā skleroze, tromboze, asins recēšanas traucējumi), pirms ierīces izmantošanas konsultējieties ar savu ārstējošo ārstu.
- Principā, ja nepanesat karstu vannu, nelietojiet šo ierīci. Ja šaubāties, konsultējieties ar savu ārstējošo ārstu.
- Ja esat ļoti jutīgs vai nejutīgs pret infrasarkano staru gaismu, jums jābūt ļoti piesardzīgam, kad izmantojat ierīci. Ja šaubāties, konsultējieties ar savu ārstējošo ārstu.
- Neizmantojiet ierīci, ja jūsu āda ir pietūkusi vai iekaisusi, jo karstums var saasināt sūdzības. Ja šaubāties, sazinieties ar savu ārstējošo ārstu.
- Ja pēc 6-8 procedūrām nav uzlabojumu, pārstājiet izmantot ierīci un sazinieties ar savu ārstējošo ārstu.
- Lai novērstu ādas pārkaršanu, nelietojiet ierīci ļoti tuvu pie ādas.

### **Elektromagnētiskie Lauki (EMF)**

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

### **Sagatavošana lietošanai**

Nemontējiet ierīci pie griestiem un nekariniet to pie sienas.

- 1** Pilnīgi atritiniet elektrības vadu.
- 2** Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas virsmas un, lai novērstu pārkaršanu, pārliecinieties, ka ap ierīci ir vismaz 15cm brīvas telpas.

### **Ierīces lietošana**

#### **Infrasarkano staru spuldzes efekts**

InfraCare rada infrasarkano staru gaismu, kas dzīļi iekļūst jūsu ādā un uzsilda audus.

Infrasarkanā gaisma paātrina ādu vielu transportēšanu asins plūsmā, kas nepieciešamas kermēņa audu atjaunošanai un barošanai. Infrasarkanā gaisma tāpat paātrina atkritumvielu izvadīšanu.

Tādējādi infrasarkanās gaismas spuldze ir īpaši piemērota pielietošanā terapijā, kā arī kosmetoloģijā.

### **Ārstnieciska lietošana**

Infrasarkano gaismu var izmantot muskuļu sāpju un vispārējās saaukstēšanās gadījumos.

- Muguras sāpju ārstēšanai novietojiet ierīci uz galda apm. 30cm attālumā (Zīm. 7).
- Lai ārstētu sāpes ceļos, novietojiet ierīci uz zema galdiņa. Apsēdieties uz krēsla blakus galdam, apm. 30cm attālumā (Zīm. 8).
- Vispārējas saaukstēšanās gadījumā apsēdieties ierīces priekšā apm. 55cm attālumā (Zīm. 9).

## Pielietojums kosmētiskām vajadzībām

**Piezīme:** Lai rezultāti būtu optimāli, pirms procedūrām notūriet no sejas visu kosmētiku.

Infrasarkanā gaisma saglabā sejas ādu veselīgu un tīru, jo tā stimulē asins cirkulāciju.

- Infrasarkanā gaisma atver ādas poras. Tas palīdz labāk attīrīt ādu.
- Pateicoties infrasarkanajai gaismai, krēmi un citi ādas kopšanas līdzekļi labāk un ātrāk uzsūcas ādā.

### Infrasarkanās lampas izmantošana

#### 1 Nosakiet attālumu starp ķermenī un ierīci:

- Ja ārstēsiet muskuļu sāpes, attālumam starp lampu un apstrādājamo vietu jābūt apm. 30cm. Pārliecinieties, ka siltuma sajūta uz Jūsu ādas ir patikama.
- Ja ārstējat vispārēju saaukstēšanos, attālumam starp seju un ierīci jābūt apm. 55cm. Pārliecinieties, ka siltuma sajūta uz Jūsu ādas ir patikama.

Neskatieties lampas radītajā gaismā, kad tā ir ieslēgta. Turiet acis aizvērtas.

**2** Lai ieslēgtu ierīci, pagrieziet lampas korpusa aizmugures daļu pozīcijā 'I' (Zīm. 10).

**3** Infrasarkano staru kūli notēmējet uz apstrādājamo ķermeņa daļu (Zīm. 11).

**4** Pēc lietošanas izslēdziet ierīci.

### Procedūras ilgums

Procedūras laiks atkarīgs no personas, kura saņem procedūru un no izmantošanas veida. Mēs iesakām vairākas ūgas procedūras dienā, piem., 2 procedūras, katru 15 minūtes garu.

**Piezīme:** Prakse ir uzrādījusi, ka vairākas ūgas procedūras dienā uzrāda labākus rezultātus nekā viena garāka procedūra.

### Tīrišana

Pirms ierīces tīrišanas, atvienojiet to no elektrotīkla, un ļaujiet lampai atdzist apm. 15 minūtes.

Neļaujiet ūdenim ieplūst ierīcē vai nesmidziniet uz ierīces ūdeni.

**1** Ierīci tīriet ar destilētā ūdeni vai spirtā nedaudz samitrinātu auduma lūpatiņu.

### Uzglabāšana

**1** Pirms tīrīt vai novietojat ierīci uzglabāšanai, ļaujiet tai atdzist apm. 15 minūtes.

**2** Aptiniet elektrības vadu ap elektrības vada uzglabāšanas vietu (Zīm. 12).

### Rezerves daļas

Pirms lampu nomaiņas, atvienojiet to no elektrotīkla, un ļaujiet lampai atdzist apm. 15 minūtes.

- Spuldze jānomaina ar identisku infrasarkanā staru spuldzi (Philips PAR38E/150W).
- Jūs varat iegādāties vai pasūtīt jaunu spuldzi pie Jūsu Philips tirgotāja.
- Šis iekārtas spuldze nesatur vielas, kas būtu bīstamas videi. Izmantotās spuldzes drīkst izmest mājsaimniecības atkritumos.

### Vides aizsardzība

- Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 13).

## Garantija un apkalpošana

Ja ir nepieciešams serviss vai informācija, vai paīdzība, lūdzu, apmeklējet Philips tīmekļa vietni [www.philips.com](http://www.philips.com) vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālrūņa numurs atrodams vispasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, griezieties pie vietējā Philips izplatītāja.

## Garantijas ierobežojumi

Starptautiskās garantijas nosacījumi neattiecas uz infrasarkanās gaismas spuldzi.










## FAQ

Šajā nodalā ir iekļauti visbiežāk uzdotie jautājumi par ierīci. Ja nevarat atrast atbildi uz savu jautājumu, lūdzu, sazinieties ar savas valsts Philips Pakalpojumu centru.

Jautājums	Atbilde
Kādēļ ierīce neieslēdzas, kad es pagriežu korpusa daļu aizmugurē?	Iespējams, ka kontaktakce nav līdz galam iesprausta sienas kontaktligzdā.
	Iespējams strāvas padeves traucējums. Pievienojiet kādu citu ierīci, lai pārbaudītu, ka strāvas padeve šajā kontaktligzdā strādā.
	Iespējams, ka bojāta spuldze. Nomainiet spuldzi (skatiet nodaļu 'Rezerves daļas').
	Iespējams, ir bojāts ierīces elektrības vads. Lai izvairītos no elektrotraumas, bojāts elektrības vads jānomaina Philips - autorizētā Philips servisa centrā vai tā nomaiņa jāuztic līdzīgi kvalificētiem speciālistiem.









**Philips Consumer Lifestyle B.V**

Tussendiepen 4  
9206 AD Drachten  
The Netherlands  
Fax: +31 (0)512594316

CE 0344



[www.philips.com](http://www.philips.com)

100% recycled paper  
100% papier recyclé

4222.000.6942.6