



**Important****For your child's safety and health****WARNING!**

- Always use this product with adult supervision.
- Never use feeding teats as a soother.
- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Heating in a microwave oven may produce localised high temperatures. Take extra care when you heat up drinks in a microwave.
- Keep all parts not in use out of the reach of children.
- Do not allow child to play with small parts or walk/run while using bottles or cups.
- Do not place in a heated oven.
- Drinks other than milk and water, such as fruit juices and flavoured sugary drinks are not recommended. If they are used, they should be well diluted and only used for limited periods, not constantly sipped.
- Do not use abrasive cleaning agents or antibacterial cleaners. Do not place components directly on surfaces that have been cleaned with anti-bacterial cleaners.
- Expressed breast milk can be stored in sterilized Philips Avent bottles/containers in the refrigerator for up to 48 hours (not in the door) or in the freezer for up to 3 months. Never refreeze breast milk or add fresh breast milk to already frozen milk.
- Always discard any breast milk that is left over at the end of a feed.
- Plastic material properties may be affected by sterilizing and high temperatures. This can affect the fit of the cap.
- Throw away any part at the first signs of damage or weakness.
- Do not alter the product or parts of it in any way. This may result in unsafe functioning of the product.

**Teat**

- Inspect before each use and pull the feeding teat in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness.
- For hygiene reasons, we recommend replacing teats after 3 months.
- Keep teats in a dry, covered container.
- Do not leave a feeding teat in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant.

**Before first use**

- Before first use, disassemble all parts, clean and sterilise the product.
  - Clean to ensure hygiene by washing and rinsing all parts thoroughly.
  - Sterilise by using a Philips Avent sterilizer or boil all parts for 5 minutes. This is to ensure hygiene.
  - During sterilising with boiling water, prevent the bottle or other parts from touching the side of the pan. This can cause irreversible product deformation or damage that Philips cannot be held liable for.
  - When using microwave steriliser: set to max 1000 Watt and follow user instructions of the sterilizer precisely.
  - Inspect the feeding teat before use and pull the feeding teat in all directions. Do not use damaged products.
- Note:** Every baby is unique and your baby's individual needs may vary from the description of flow rates.

**Assembly**

When you assemble the bottle, make sure you place the cap vertically onto the bottle so that the teat sits upright (see image for more details). The teat is easier to assemble if you wriggle it upwards instead of pulling it up in a straight line.

**Maintenance**

- Before each use, inspect all items.
- Pull the feeding teat in all directions.
- Throw away any part at the first signs of damage or weakness.
- For hygiene reasons, we recommend replacing teats after 3 months.
- Keep teats in a dry, covered container.
- When not in use, do not leave in sunlight or heat, or leave in disinfectant (sterilising solution) for longer than recommended, as this may weaken the teat. Do not place in a heated oven.

**Choosing the right teat for your baby**

The Philips Avent teats are available with different flow rates to help your baby with drinking. Over time you can change the teat accommodating the individual needs of your baby. Philips Avent teats are clearly numbered on the side to indicate flow rate (see image). Make sure you use a teat with the correct flow rate when you feed your baby. Use a lower flow rate if your baby chokes, is leaking milk or has trouble adjusting to the drinking speed. Use a higher flow rate if your baby falls asleep during feeding, gets frustrated or when feeding takes a very long time.

Teats are made of silicone and available for 0m+, 1m+, 3m+, 6m+, variable flow (**I/II/III**) and thick feed (**Y**).  
**(1)** The teat for 0m+ is ideal for newborn and breastfed babies of all ages. The teat has only one opening for fluid and the number 1 is shown on the teat.  
**(2)** The teat for 1m+ is ideal for breastfed babies of all ages. The teat has two openings for fluid and the number 2 is shown on the teat.  
**(3)** The teat for 3m+ is for bottle fed babies at 3 months of age and up. The teat has three openings for fluid and the number 3 is shown on the teat.

**(4)** The teat for 6m+ is ideal for bottle fed babies at 4 months of age and up. The teat has four openings for fluid and the number 4 is shown on the teat.  
**(I/II/III)** The variable flow teat with an adjustable flow rate to babies convenience is ideal for bottle fed babies at 3 months of age and up. The teat has one slot cut on the top for fluid and the markings I, II, III on the edges of the teat.

**(Y)** The thick feed teat designed for thicker feeds is ideal for bottle fed babies at 6 months of age and up. The teat has one Y cut for fluid and the symbol Y on the teat.

**Note:** Every baby is unique and your baby's individual needs may vary from the description of flow rates.

**Ordering accessories**

To buy accessories or spare parts, visit [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

**Compatibility**

- Spare teats are available separately. Make sure you use a teat with the correct flow rate when you feed your baby. To buy accessories or spare parts, visit [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
- The high quality Avent bottle is compatible with most Philips Avent breast pumps, spouts, sealing discs and cup tops.
- For more information about the materials used for Philips bottles: [www.philips.com/avent/materials](http://www.philips.com/avent/materials)

**BAHASA INDONESIA****Penting****Untuk keamanan dan kesehatan bayi Anda****PERINGATAN!**

- Selalu gunakan produk ini dengan pengawasan orang dewasa.
- Jangan menggunakan dot susu sebagai dot pentil.

Mengisap cairan terus-menerus dan dalam waktu lama akan menyebabkan kerusakan gigi.  
- Periksa selalu suhu makanan sebelum memberi makan.

Memanaskan di oven microwave dapat menghasilkan suhu setempat yang tinggi. Sangat berhati-hatilah ketika memanaskan minuman di microwave.

Jauhkan semua bagian yang tidak digunakan dari jangkauan anak-anak.

Jangan biarkan bayi Anda bermain dengan komponen kecil atau berjalan/berlari sambil menggunakan botol atau cangkir.

Jangan masukkan dalam oven yang panas.

Minuman selain susu dan air, misalnya jus buah dan minuman manis berperisa tidak direkomendasikan.

Jika digunakan, maka harus diclerangkan dan hanya selama jangka waktu terbatas jangan dihisap terus.

Jangan gunakan bahan pembersih abrasif atau pembersih anti-bakteri.

Jangan letakkan komponen langsung pada permukaan yang telah dibersihkan dengan pembersih anti-bakteri.

ASI yang telah dikeluarkan dapat disimpan dalam botol/wadah Philips Avent yang telah disterilkan dalam kulkas hingga selama 48 jam (bukan di pintunya), atau dalam freezer hingga 3 bulan. Jangan sekali-kali membekukan ulang ASI atau menambahkan ASI baru ke susu yang sudah beku.

Selalu buang sisa air susu setelah selesai memberi susu bayi.

Sifat bahan plastik mungkin terpengaruh oleh sterilisasi dan suhu tinggi. Ini dapat memengaruhi ketepatan pemasangan tutupnya.

Buang segera bagian apa pun jika ada tanda-tanda kerusakan atau kondisinya sudah tidak lagi bagus.

Jangan ubah produk atau bagian apa pun dengan cara apa pun. Hal ini dapat menyebabkan produk tidak berfungsi dengan aman.

**Dot**

Periksa seluruh setiap kali digunakan dan tarik dot ke semua arah. Buang segera jika ada tanda-tanda kerusakan atau kondisinya sudah tidak lagi bagus.

Untuk menjaga kehigienisan, disarankan untuk mengganti dot setiap 3 bulan.

Simpan dot di dalam wadah tertutup dan kering.

Jangan biarkan dot makanan terkena sinar matahari langsung atau panas, atau ditenggalkan di dalam disinfektan.

**(3)** The teat for 3m+ is for bottle fed babies at 3 months of age and up. The teat has three openings for fluid and the number 3 is shown on the teat.

**(4)** The teat for 6m+ is ideal for bottle fed babies at 4 months of age and up. The teat has four openings for fluid and the number 4 is shown on the teat.

**(I/II/III)** The variable flow teat with an adjustable flow rate to babies convenience is ideal for bottle fed babies at 3 months of age and up. The teat has one slot cut on the top for fluid and the markings I, II, III on the edges of the teat.

**(Y)** The thick feed teat designed for thicker feeds is ideal for bottle fed babies at 6 months of age and up. The teat has one Y cut for fluid and the symbol Y on the teat.

**Note:** Every baby is unique and your baby's individual needs may vary from the description of flow rates.

**Sebelum menggunakan alat pertama kali**

- Sebelum menggunakan untuk pertama kali, bongkar semua bagian, bersihkan dan sterilkan produk.

- Bersihkan untuk memastikan higienis dengan mencuci dan membilas tuntas semua bagian.

- Sterilkan dengan menggunakan pensteril Philips Avent atau rebus semua bagian selama 5 menit. Hal ini untuk memastikan higienis.

- Ketika mensterilkan dengan air mendidih, jaga agar botol atau bagian lain tidak menyentuh sisi panci. Hal ini dapat menyebabkan produk berubah bentuk atau rusak permanen yang tidak ditanggung oleh Philips.

- Jika menggunakan sterilisator microwave: atur ke maks. 1000 Watt dan ikuti petunjuk pengguna sterilizer dengan saksama.

- Periksa dot sebelum digunakan dan tarik dot ke semua arah. Jangan gunakan produk yang rusak.

**Membersihkan**

- Setiap kali selesai menggunakan, bongkar semua bagian, cuci dengan air sabun hangat, lalu bilas hingga bersih. Pastikan Anda mencuci tangan secara saksama dan perluakan sudah bersih sebelum menyentuh komponen yang telah disteril.

- Kombinasi deterjen yang berlebihan dapat menyebabkan komponen plastiknya pecah-pecah. Jika hal ini terjadi, gantilah dengan segera.

- Aman untuk mesin cuci piring. Bahan pewarna makanan dapat mengubah warna komponen.

- Jika tidak digunakan, jangan simpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung atau panas, atau ditenggalkan di dalam disinfektan (cairan pensteril) lebih lama dari yang direkomendasikan, karena

ini akan memperlambat dot. Jangan masukkan dalam oven yang panas.

- Bersihkan dan sterilkan semua bagian setiap kali sebelum digunakan.

**Perakitan**

Ketika Anda merakit botol, pastikan tutup dipasang vertikal ke botol sehingga dot berada di posisi tegak (lihat gambar untuk rincian lebih lanjut). Dot lebih mudah dirakit jika Anda menggoongnya ke atas bukan menariknya tegak lurus ke atas.

**Perawatan**

- Setiap kali sebelum menggunakan, periksa semua item. Tarik dot ke semua arah.

- Buang segera bagian apa pun jika ada tanda-tanda kerusakan atau kondisinya sudah tidak lagi bagus.

- Untuk menjaga kehigienisan, disarankan untuk mengganti dot setiap 3 bulan.

- Simpan dot di dalam wadah tertutup dan kering.

- Pemanasan dalam ketuhar gelombang mikro boleh menyebabkan suhu setempat yang tinggi. Lebih berhati-hati apabila anda memanaskan minuman dalam ketuhar gelombang mikro.

- Pastikan semua bahagian yang tidak digunakan berada jauh dari kanan-kanan.

- Jangan biarkan kanan-kanan bermain dengan bahagian-bahagian kecil atau berjalan/berlari semasa menggunakan botol atau cawan.

- Jangan letakkan di dalam ketuhar yang panas.

- Minuman selain susu dan air, seperti jus buah dan minuman manis berperisa tidak disarkan. Jika ia diambil, ia harus dicirikan dengan baik dan hanya untuk tempoh yang terhad, bukan sentiasa dihirup.

- Untuk tujuan kebersihan, kami mengesyorkan agar puting diganti selepas 3 bulan.

- Simpan puting di dalam bekas yang kering dan bertutup.

- Apabila tidak digunakan, jangan biarkan di bawah pancaran matahari atau haba atau biarkannya dalam disinfektan („larutan pensteril“) lebih lama daripada tempoh yang disarkan, kerana ini boleh melemahkan puting tersebut.

- Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang bahan yang digunakan untuk botol-botol Philips: [www.philips.com/avent/materials](http://www.philips.com/avent/materials)

**BAHASA MELAYU****Penting****Untuk keselamatan dan kesehatan anak anda****AMARAN!**

- Pastikan produk ini digunakan dengan pengawasan orang dewasa setiap kali.

- Jangan sekali-kali menggunakan puting penyusuan sebagai puting piring.

- Penyedutan cecair yang berterusan dan berpanjangan akan menyebabkan kereputan gigi.

- Suhu kandungan botol hendaklah diperiksa setiap kali sebelum penyusuan.

- Pemanasan dalam ketuhar gelombang mikro boleh menyebabkan suhu setempat yang tinggi. Lebih berhati-hati apabila anda memanaskan minuman dalam ketuhar gelombang mikro.

- Pastikan semua bahagian yang tidak digunakan berada jauh dari kanan-kanan.

- Jangan biarkan kanan-kanan bermain dengan bahagian-bahagian kecil atau berjalan/berlari semasa menggunakan botol atau cawan.

- Jangan letakkan di dalam ketuhar yang panas.

- Minuman selain susu dan air, seperti jus buah dan minuman manis berperisa tidak disarkan. Jika ia diambil, ia harus dicirikan dengan baik dan hanya untuk tempoh yang terhad, bukan sentiasa dihirup.

- Untuk tujuan kebersihan, kami mengesyorkan agar puting diganti selepas 3 bulan.

- Simpan puting di dalam bekas yang kering dan bertutup.

- Apabila tidak digunakan, jangan biarkan di bawah pancaran matahari atau haba atau biarkannya dalam disinfektan („larutan pensteril“) lebih lama daripada tempoh yang disarkan, kerana ini boleh melemahkan puting tersebut.

- Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang bahan yang digunakan untuk botol-botol Philips: [www.philips.com/avent/materials](http://www.philips.com/avent/materials)

**Pemasangan**

Apabila anda memasang botol tersebut, pastikan anda meletakkan penutup secara menegak pada botol supaya putingnya tegak (lihat imej untuk maklumat lanjut).

- Pastikan semua bahagian yang tidak digunakan berada jauh dari kanan-kanan.

- Jangan biarkan kanan-kanan bermain dengan bahagian-bahagian kecil atau berjalan/berlari semasa menggunakan botol atau cawan.

- Jangan letakkan di dalam ketuhar yang panas.

- Minuman selain susu dan air, seperti jus buah dan minuman manis berperisa tidak disarkan. Jika ia diambil, ia harus dicirikan dengan baik dan hanya untuk tempoh yang terhad, bukan sentiasa dihirup.

- Untuk tujuan kebersihan, kami mengesyorkan agar puting diganti selepas 3 bulan.

- Simpan puting di dalam bekas yang kering dan bertutup.

- Apabila tidak digunakan, jangan biarkan di bawah pancaran matahari atau haba atau biarkannya dalam disinfektan („larutan pensteril“) lebih lama daripada tempoh yang disarkan, kerana ini boleh melemahkan puting tersebut.

- Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang bahan yang digunakan untuk botol-botol Philips: <a href="http://www.philips.com/avent/materials