



**EN:** User manual  
**ES:** Manual del usuario  
**FR:** Manuel d'utilisation  
**PT:** Manual do usuário

Philips NL9206AD-4 Drachten

4213.354.3789.1

**EN: For your child's safety and health WARNING!**

Always use this product with adult supervision. Never use feeding nipples as a pacifier. Continuous and prolonged sipping of fluids will cause tooth decay. Always check food temperature before feeding. Keep all components not in use out of the reach of children. Inspect before each use and pull the feeding nipple in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. Do not store a feeding nipple in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant ('sterilizing solution') for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Do not place in a heated oven. Before first use place in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene. Clean before each use. Wash in warm soapy water and rinse thoroughly, then sterilize using a Philips Avent sterilizer suitable for Natural bottles or boil for 5 minutes. Do not warm contents in a microwave oven, as this may cause uneven heating and could scald your baby. Dishwasher safe - food colorings may discolor components. Do not allow child to play with small parts or walk/run while using bottles or cups. For hygiene reasons, we recommend replacing nipples after 3 months. For optimum performance, pinch and massage the number on the nipple between index finger and thumb prior to feed. Keep in a dry, covered container. Only use Philips Avent Natural nipples with Philips Avent Natural feeding bottles.

**ES: Para la salud y seguridad de su bebé ADVERTENCIA**

Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto. No utilice nunca la tetina como chupete. La succión continua y prolongada de líquidos produce caries. Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de la toma. Mantenga todos los componentes que no estén en uso fuera del alcance de los niños. Antes de cada uso, compruebe la tetina y tire de ella en todas direcciones. Deseche la tetina a los primeros síntomas de deterioro o fragilidad. No deje la tetina expuesta a la luz solar directa ni en contacto con un desinfectante (solución esterilizadora) durante más

tiempo del recomendado; esto podría debilitar la tetina. No lo coloque en un horno caliente. Antes del primer uso, manténgalo en agua hirviendo durante 5 minutos para garantizar la higiene. Limpiar antes de cada uso. Lavar con agua caliente y jabón o enjuagar en profundidad. A continuación, esterilizar utilizando un esterilizador Philips Avent adecuado para biberones Natural o hervir durante cinco minutos. No caliente el contenido en el horno microondas, ya que podría calentar la comida de forma desigual y quemar al bebé. Apto para lavavajillas. Los colorantes de la comida pueden producir decoloración en las piezas. No permita a los niños jugar con piezas pequeñas ni andar o correr mientras utilizan biberones o vasos. Por razones de higiene, recomendamos cambiar las tetinas cada 3 meses. Para un rendimiento óptimo, pellizque y masajee el número que hay en la tetina entre el dedo índice y el pulgar antes de cada toma. Guardar en un recipiente cerrado y seco. Utilice únicamente tetinas Natural de Philips Avent con los biberones Natural de Philips Avent.

**FR: Pour la sécurité et la santé de votre enfant AVERTISSEMENT!**

Ne laissez jamais un enfant utiliser ce produit sans surveillance. Ne vous servez jamais des tétines comme de sucres. Siroter des liquides de manière continue et prolongée peut abîmer les dents. Vérifiez toujours la température des aliments avant de nourrir votre enfant. Rangez tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants. Inspectez la tétine avant chaque utilisation et tirez-la dans toutes les directions. Jetez-la si vous constatez le moindre signe de dommage ou d'usure. Ne conservez pas la tétine dans un endroit chaud ou directement exposé à la lumière du soleil et ne la laissez pas dans un liquide désinfectant («solution de stérilisation») au-delà de la durée recommandée, car cela pourrait l'endommager. Ne placez pas dans un four chaud. Avant la première utilisation, plongez le produit dans l'eau bouillante pendant cinq minutes, de façon à en garantir l'hygiène. Nettoyez avant chaque utilisation. Lavez soigneusement la tétine dans de l'eau tiède savonneuse et

rincez-la abondamment, puis stérilisez-la à l'aide d'un stérilisateur Philips Avent adapté aux biberons naturels ou faites-la bouillir pendant 5 minutes. Ne réchauffez pas le contenu dans un micro-ondes, car vous obtiendriez une température non uniforme et votre bébé pourrait se brûler. Lavable au lave-vaisselle. Les colorants alimentaires peuvent tacher les pièces. Ne laissez pas des enfants jouer avec les petites pièces ni marcher ou courir avec un biberon ou un gobelet dans les mains. Pour des questions d'hygiène, nous vous recommandons de remplacer les tétines au bout de 3 mois. Pour des performances optimales, pincez et massez le chiffre inscrit sur la tétine à l'aide de votre index et de votre pouce avant utilisation. Conservez les tétines dans un contenant sec avec couvercle. Utilisez uniquement les tétines naturelles Philips Avent avec les biberons naturels Philips Avent.

**PT: Para a saúde e segurança do seu bebê AVISO!**

O produto deve ser usado sempre sob a supervisão de um adulto. Nunca use o bico como chupeta. A sucção contínua ou prolongada de líquidos pode causar enfraquecimento dos dentes. Sempre verifique a temperatura do alimento antes de dá-lo ao bebê. Mantenha todos os componentes não utilizados fora do alcance das crianças. Examine o produto antes de usá-lo, esticando o bico em todas as direções. Aos primeiros sinais de dano ou desgaste, descarte-o imediatamente. Não guarde o bico em locais expostos à luz solar direta ou ao calor, nem imerso em desinfetante ("solução esterilizadora") por muito tempo, pois pode haver desgaste do bico. Não coloque em forno aquecido. Antes de usar o produto pela primeira vez, deixe-o ferver por cinco minutos. Este procedimento garantirá a higiene do produto. Faça sempre a higienização do produto antes de usá-lo. Lave em água quente com sabão e enxágue. Em seguida, coloque no esterilizador Philips Avent adequado para mamadeiras naturais ou deixe ferver por cinco minutos. Não esquente o alimento no micro-ondas, pois isso pode aquecê-lo demasiadamente e o bebê pode sofrer

queimaduras. Pode ser colocado na lava-louças - a coloração dos alimentos pode descolorir os componentes. Não deixe o bebê brincar com as partes menores ou andar/correr com o copo ou a mamadeira na mão. Por questões de higiene, recomenda-se trocar o bico após 3 meses. Para um melhor desempenho, aperte e massageie o número no bico entre o dedo indicador e o polegar antes de alimentar o bebê. Guarde em um recipiente seco e coberto. Use os bicos naturais Philips Avent somente com as mamadeiras naturais Avent.