

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP3621

Question?
Contact
Philips



PHILIPS





| | |
|----------------------|----|
| ENGLISH | 6 |
| FRANÇAIS | 12 |
| 한국어 | 18 |
| BAHASA MELAYU | 24 |
| ภาษาไทย | 30 |
| 繁體中文 | 35 |
| 简体中文 | 40 |
| فارسی | 51 |
| العربية | 56 |

Table of contents

| | |
|-----------------------|----|
| Introduction | 6 |
| General description | 6 |
| Important | 6 |
| Using the appliance | 8 |
| Cleaning | 9 |
| Storage | 9 |
| Replacement | 10 |
| Recycling | 10 |
| Guarantee and support | 10 |
| Troubleshooting | 10 |
| Specifications | 11 |

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

With the InfraCare, you can comfortably treat muscle and joint problems and relieve muscle and joint pain at home. Just like the sun, the appliance emits infrared light. The special filter only passes the type of light required to achieve the intended therapeutic effect. The InfraCare can also be used for relaxation or for preparation for a massage.

General description (Fig. 1)

- 1** Infrared halogen lamp
- 2** Filter
- 3** On/off button
- 4** Base
- 5** Lamp housing with adjustable angle
- 6** Handgrip

Important**General**

- The symbols on the InfraCare have the following meaning:
- 1 This symbol warns you against hot surfaces (Fig. 2).
- 2 This symbol indicates that you have to read the user manual carefully before you use the appliance. Save the user manual for future reference (Fig. 3).
- 3 This symbol indicates that this appliance is double insulated (Class II) (Fig. 4).
- This appliance meets the requirements of Medical Device Directive MDD93/42/ECC.

Danger

- Water and electricity are a dangerous combination! Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool).
- Do not let water run into the appliance or spill water onto the appliance.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not leave the appliance unattended when it is switched on.

- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance is not intended for use by children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is intended for the treatment of muscle and joint pain and muscle and joint stiffness, not for the treatment of abdominal, facial and other sorts of pain.
- To prevent overheating of the skin, avoid very short treatment distances. The warmth should be comfortable throughout the treatment.
- To prevent eye damage, do not look into the light of the lamp when it is on.
- Do not fall asleep during treatment.
- Prevent the treatment area from cooling down too fast immediately after treatment.
- If there is no improvement after 6-8 treatments, stop using the appliance and consult your doctor.

Contraindications for InfraCare treatment:

- Do not use the appliance without consulting your doctor first if you suffer from severe diseases such as heart disease, acute inflammatory diseases, thrombosis, blood coagulation disorders, adrenal suppression, systemic lupus erythematos or malignant diseases.
- Do not use the appliance if you are oversensitive to infrared light or if you have oedema. If in doubt, consult your doctor.
- Do not use the appliance if you are insensitive to infrared radiation and heat due to a disease (e.g. advanced diabetes) or the use of painkillers. If in doubt, consult your doctor.
- Do not use the appliance if you suffer from conditions associated with nerve demyelination such as carpal tunnel syndrome, multiple sclerosis and ulnar neuropathy. If in doubt, consult your doctor.
- Do not use the appliance if you have an implanted device, particularly not if it is located in the vicinity of the treatment area. If in doubt, consult your doctor.
- If you are pregnant, do not use the appliance to treat areas close to your abdomen or your lower back area, to avoid overheating of these areas. If in doubt, consult your doctor.
- Do not use the appliance if you have a swelling or an inflammation, as heat could aggravate the complaints. If in doubt, consult your doctor.
- Do not use the appliance on damaged or irritated skin or on wounds. If in doubt, consult your doctor.
- Do not use the appliance to treat areas on which you have recently applied topical counterirritants (creams or ointments containing e.g. menthol), as this can cause a mild inflammatory reaction.

Caution

- If the wall socket used to power the appliance has poor connections, the plug of the appliance becomes hot. Make sure you plug the appliance into a properly connected wall socket.
- Do not subject the appliance to heavy shocks.
- Always unplug the appliance after use and in case of a power failure.
- Place the appliance on a stable, level surface. Make sure there is at least 15cm free space around it to prevent overheating.
- Do not use the appliance at room temperatures lower than 10°C or higher than 35°C.
- Make sure the vents in the back of the appliance remain open during use.
- Do not cover the appliance with, for example, a cloth or a piece of clothing when it is switched on.
- The appliance is equipped with an automatic protection against overheating. If the appliance is insufficiently cooled (e.g. because the cooling vents are covered), the appliance switches off automatically. Unplug the appliance and remove the cause of overheating. Once the appliance has cooled down, it can be switched on again. To do so, plug the appliance in again and press the on/off switch.
- Let the appliance cool down for approx. 15 minutes before you clean or store it.
- If you have just been swimming or have just taken a shower, make sure you dry your skin properly before you use this appliance.
- Never use the appliance when the filter is damaged, broken or missing.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Using the appliance

The effects of the InfraCare

The InfraCare produces infrared light, which penetrates deeply into the skin and warms the tissues. The warmth modulates the neuronal signals to the brain and thus reduces pain. Warmth also stimulates the blood circulation and dilates the blood vessels, which accelerates the transport of substances necessary to rebuild and nourish the body's tissues. Furthermore, infrared light speeds up the metabolic process and the removal of waste substances from the body. Because it makes tissue more pliable, warmth also reduces stiffness and makes joints more flexible.

Because of these effects, treatment with the InfraCare can temporarily relieve pain due to muscle and joint problems.

Note: Please read the 'Warning' section in chapter 'Important' and follow the instructions given there before you use the appliance.

Applications

Therapeutic applications

The InfraCare is a local warmth therapy appliance. Possible therapeutic applications:

- Treatment of occasional or chronic muscle pains, stiff muscles and stiff joints.
- Treatment of lower-back ache.

Other applications

You can also use the InfraCare for the following purposes:

- Muscle relaxation
- Preparation for a massage

Note: For more information about the health benefits, see www.philips.com, search word InfraCare (Fig. 5)

Preparing for use

- 1 Fully unwind the mains cord.**
- 2 Place the appliance on a stable, level surface and make sure there is at least 15cm free space around it to prevent overheating (Fig. 6).**
The appliance can be used in many different ways. Below you find some examples.
 - To treat a sore shoulder, a sore neck or part of your upper back area, place the appliance on a table and tilt the lamp housing backwards. Sit down on a chair or stool with your back towards the lamp (Fig. 7).
 - To treat a lower-back ache, place the appliance on a table beside a chair. Sit down on a chair or stool with your back towards the lamp (Fig. 8).
 - To treat a sore elbow, place the appliance on a table and sit down beside it (Fig. 9).
 - To treat a sore calf, place the appliance on the floor and tilt the lamp housing backwards. Sit down on a chair or stool (Fig. 10).
- 3 To adjust the direction of the light beam, tilt the lamp housing forwards or backwards (Fig. 11).**

4 Sit or lie down at the right distance from the appliance.

- At a distance of 25-30cm to the body, the InfraCare treats an area of about 30cm by 20cm (w x h). At a larger distance, the area treated becomes larger and the infrared light and therefore the heat less intense. At a smaller distance, the area treated is smaller and the infrared light and therefore the heat more intense.
- Make sure the distance between your body and the appliance is large enough to prevent accidental contact with the hot filter.
- **Choose a distance at which the heat is comfortable and increase the distance if the heat becomes too intense.**

Do not look into the light of the lamp when it is on. Keep your eyes closed.

Note: The heat of the appliance does not reach its full intensity until several minutes after you switch on the appliance. This does not mean, however, that the appliance is not effective during these first minutes.

Duration of treatment

The duration of the treatment depends on the type of treatment and the person to be treated. Treatment of a single muscle or joint should last approximately 15 minutes. If necessary, the treatment can be repeated several times a day. A longer treatment time than 15 minutes does not lead to better results. You can repeat the course of several treatments a day on several consecutive days to get a result. If there is no improvement after 6-8 treatments, stop using the appliance and consult your doctor. For chronic problems, the appliance can be used for longer periods of time, as long as you follow the instructions given in the 'Warning' section in chapter 'Important'.

Using the InfraCare

1 Put the mains plug in the wall socket.

2 Press the on/off button to switch on the appliance.

3 After use, press the on/off button to switch off the appliance.

Cleaning

Unplug the appliance and let it cool down for about 15 minutes before you clean it.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

1 Clean the lamp housing and the base with a moist cloth. Do not let any water run into the appliance.

2 You can clean the outside of the filter with a soft cloth sprinkled with some methylated spirits.

Storage

Do not let the mains cord come into contact with the filter when the filter is hot.

1 Unplug the appliance and let it cool down for about 15 minutes before you store it.

- Always lift or carry the appliance by its handgrip (Fig. 12).

2 Store the InfraCare in a dry place.

Replacement

Filter

The filter protects against exposure to undesired light.

If the filter is damaged or broken, do not use the appliance anymore. Contact the Philips Consumer Care Centre for information.

Note: If the filter breaks or becomes damaged during the guarantee period, contact the Philips Consumer Care Centre to have the appliance replaced.

Lamp

The effectiveness of the lamp does not diminish in the course of time.

Do not attempt to replace the lamp if the lamp stops working. Contact the Philips Consumer Care Centre for information.

Note: If the lamp stops working during the guarantee period, do not attempt to replace it yourself, but contact the Philips Consumer Care Centre to have the appliance replaced.

Recycling

Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

| Problem | Possible cause | Solution |
|-------------------------------|---|---|
| The appliance does not go on. | The plug is not inserted into the wall socket properly. | Put the plug in the wall socket properly. |
| | There is a power failure. | Connect another appliance to check if the power supply works. |
| | The lamp is defective. | Contact the Philips Consumer Care Centre. |
| | The mains cord is damaged. | If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. |

Specifications

| | |
|--|-----------------------|
| Model | HP3621 |
| Rated voltage (V) Singapore/Europe/Bahrain/United Arab Emirates/Jordan | 230 |
| Rated voltage (V) China/Hong Kong/Korea/Kingdom of Saudi Arabia (KSA)/Lebanon | 220 |
| Rated voltage (V) Malaysia/Qatar | 240 |
| Rated voltage (V) Taiwan | 110 |
| Rated frequency (Hz) China/Malaysia/United Arab Emirates/Bahrain/Qatar/Jordan/Lebanon/Hong Kong/Singapore/Europe | 50 |
| Rated frequency (Hz) Korea/Taiwan/Kingdom of Saudi Arabia (KSA) | 60 |
| Rated input power (W) | 200 |
| Class | II (double insulated) |
| Classification | not classified |
| Ingress of water | IPX0 |
| IR type | IR-A/B/C |
| Irradiance (W/m ²) | approx. 750 |
| Field dimensions (in cm ²) | 30x20 |
| Battery type | not applicable |

Operation conditions

| | |
|-------------------|---------------------|
| Temperature | from +10°C to +35°C |
| Relative humidity | from 30% to 90% |

Storage conditions

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Temperature | from -20°C to +50°C |
| Relative humidity | from 30% to 90% (no condensation) |

Circuit diagrams, component part lists and other technical descriptions are available on request. As user of this appliance, you should take measures to prevent the occurrence of electromagnetic interference or other types of interference between this appliance and other appliances.

Table des matières

| | |
|---------------------------|----|
| Introduction | 12 |
| Description générale | 12 |
| Important | 12 |
| Utilisation de l'appareil | 14 |
| Nettoyage | 15 |
| Rangement | 16 |
| Remplacement | 16 |
| Recyclage | 16 |
| Garantie et assistance | 16 |
| Dépannage | 16 |
| Spécificités | 17 |

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome. Avec InfraCare, vous pouvez soulager les problèmes musculaires et articulaires chez vous, en tout confort. Tout comme le soleil, l'appareil émet des rayons infrarouges. Le filtre spécial laisse uniquement passer les rayons nécessaires à l'effet thérapeutique recherché. InfraCare peut également être utilisé pour la détente ou pour la préparation au massage.

Description générale (fig. 1)

- 1** Lampe halogène infrarouge
- 2** Filtre
- 3** Bouton marche/arrêt
- 4** Base
- 5** Logement de la lampe avec angle réglable
- 6** Poignée

Important**Général**

- Les symboles sur l'InfraCare ont les significations suivantes :
- 1 Ce symbole vous met en garde contre les surfaces chaudes (fig. 2).
- 2 Ce symbole indique que vous devez lire le mode d'emploi avec attention avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce mode d'emploi pour un usage ultérieur (fig. 3).
- 3 Ce symbole indique que cet appareil bénéficie d'une double isolation (classe II) (fig. 4).
- Cet appareil répond aux normes de la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE.

Danger

- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage ! N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide (dans la salle de bain ou près d'une douche ou d'une piscine par exemple).
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans l'appareil ni à en renverser sur celui-ci.

Avertissement

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

- Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ne disposant pas de toutes leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances en la matière, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné au traitement des douleurs ou raideurs articulaires ou musculaires, il ne convient pas pour le traitement des douleurs au niveau de l'abdomen, du visage ou des autres douleurs.
- Pour éviter de surchauffer la peau, évitez de la flasher à très courte distance. La chaleur doit rester supportable pendant toute la durée de l'opération.
- Pour éviter toute affection oculaire, ne fixez pas la lampe en cours de fonctionnement.
- Évitez de vous endormir en cours de traitement.
- Faites en sorte que la zone traitée ne refroidisse pas trop vite après le traitement.
- Si vous n'observez aucune amélioration après 6 à 8 séances, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.
- **Contre-indications au traitement avec InfraCare :**
- N'utilisez pas l'appareil sans consulter votre médecin au préalable si vous souffrez de maladies graves telles qu'une maladie cardiaque, des maladies inflammatoires aiguës, une thrombose, des troubles de la coagulation sanguine, une suppression surrénale, un lupus érythémateux systémique ou des maladies malignes.
- N'utilisez pas l'appareil si vous présentez une hypersensibilité aux rayons infrarouges ou si vous souffrez d'œdème. En cas de doute, consultez votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes insensible au rayonnement infrarouge et à la chaleur en raison d'une maladie (par exemple de diabète sévère) ou de l'utilisation d'analgésiques. En cas de doute, consultez votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez de pathologies associées à la démyélinisation telles que le syndrome du canal carpien, la sclérose en plaques et le syndrome canalaire du nerf cubital. En cas de doute, consultez votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez un appareil implanté, surtout s'il est localisé à proximité de la zone ciblée. En cas de doute, consultez votre médecin.
- Si vous êtes enceinte, n'utilisez pas l'appareil pour traiter des zones proche de votre abdomen ou la région lombaire, afin de ne pas chauffer excessivement ces zones. En cas de doute, consultez votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez d'une enflure ou d'une inflammation car la chaleur pourrait aggraver les symptômes. En cas de doute, consultez votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil sur une peau lésée ou irritée ou sur des blessures. En cas de doute, consultez votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil pour traiter des zones sur lesquelles vous avez récemment appliqué des révulsifs topiques (crèmes ou onguents contenant par exemple du menthol), car ceci peut causer une légère réaction inflammatoire.

Attention

- Si la prise secteur utilisée est en mauvais état, la fiche de l'appareil risque de surchauffer. Veillez à brancher l'appareil sur une prise secteur en bon état de marche.
- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs violents.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et en cas de panne de courant.
- Posez l'appareil sur une surface stable et plane en veillant à laisser un espace libre de 15 cm tout autour pour éviter les surchauffes.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque la température de la pièce est inférieure à 10 °C ou supérieure à 35 °C.

- En cours de fonctionnement, n'obturez pas les orifices de ventilation à l'arrière de l'appareil.
- Ne recouvrez pas l'appareil, par exemple d'un vêtement, s'il est allumé.
- L'appareil est équipé d'un système de protection intégré contre les surchauffes. Si le refroidissement est insuffisant (en cas d'obstruction des aérations, par exemple), l'appareil s'éteint automatiquement. Débranchez l'appareil et éliminez la cause de la surchauffe. Une fois refroidi, l'appareil peut être remis sous tension. Pour ce faire, rebranchez l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- Laissez l'appareil refroidir pendant 15 minutes environ avant de le nettoyer ou le ranger.
- Si vous venez de nager ou de prendre une douche, séchez-vous parfaitement avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si le filtre est endommagé, cassé ou absent.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Utilisation de l'appareil

Effets d'InfraCare

InfraCare émet des rayons infrarouges qui pénètrent en profondeur dans la peau et réchauffent les tissus musculaires. La chaleur module les signaux envoyés au cerveau par les neurones, ce qui réduit la douleur. La chaleur stimule également la circulation du sang et dilate les vaisseaux sanguins, ce qui accélère le transport des substances nécessaires pour reconstruire et nourrir les tissus musculaires. La lumière infrarouge accélère aussi le processus métabolique et l'évacuation des déchets. De plus, en assouplissant les tissus, la chaleur réduit la raideur et rend les articulations plus flexibles. C'est pourquoi l'utilisation d'InfraCare peut soulager temporairement la douleur causée par des problèmes musculaires et articulaires.

Remarque :Veuillez lire la section « Avertissement » du chapitre « Important » et suivez les instructions fournies avant d'utiliser l'appareil.

Applications

Applications thérapeutiques

InfraCare est un appareil de thermothérapie à application locale. Ses applications thérapeutiques possibles sont :

- Traitement des douleurs et raideurs musculaires et articulaires chroniques ou occasionnelles.
- Traitement des douleurs lombaires (lumbago).

Autres applications

Vous pouvez également utiliser InfraCare pour :

- Détendre vos muscles
- Préparation à un massage

Remarque :Pour plus d'informations sur les bienfaits d'InfraCare pour la santé, rendez-vous sur le site Web www.philips.com et effectuez une recherche sur « InfraCare ». (fig. 5)

Avant utilisation

- 1** Déroulez complètement le cordon d'alimentation.
 - 2** Posez l'appareil sur une surface stable et plane, et assurez-vous de laisser un espace libre de 15 cm tout autour pour éviter les surchauffes (fig. 6).
- L'appareil peut être utilisé de plusieurs manières. Vous trouverez quelques exemples ci-dessous.
- Pour soulager les douleurs au niveau des épaules, de la nuque ou du haut du dos, placez l'appareil sur une table, inclinez la lampe vers l'arrière et asseyez-vous sur une chaise ou un tabouret, dos à la lampe (fig. 7).

- Pour traiter des douleurs lombaires, placez l'appareil sur une table et asseyez-vous sur une chaise ou un tabouret, dos à la lampe (fig. 8).
- Pour traiter une douleur au niveau du coude, placez l'appareil sur une table et asseyez-vous à côté (fig. 9).
- Pour traiter une douleur au niveau du mollet, placez l'appareil sur le sol, inclinez la lampe vers l'arrière et asseyez-vous sur une chaise ou sur un tabouret (fig. 10).

3 Pour régler l'orientation des rayons infrarouges, inclinez la lampe vers l'avant ou vers l'arrière (fig. 11).

4 Asseyez-vous ou allongez-vous à une distance correcte de l'appareil.

- À une distance de 25-30 cm du corps, InfraCare traite une zone d'environ 30 cm sur 20 cm (L x H). À une distance plus élevée, la zone traitée est plus large, mais l'intensité des rayons infrarouges et de la chaleur diminue. À une distance moindre, la zone traitée est plus petite, mais l'intensité des rayons infrarouges et de la chaleur augmente.
- Assurez-vous que la distance séparant votre corps de l'appareil est suffisamment grande pour éviter tout contact accidentel avec le filtre, qui devient très chaud.
- **Choisissez une distance à laquelle la chaleur est supportable et augmentez la distance si la chaleur devient trop intense.**

Ne fixez pas la lampe en cours de fonctionnement. Gardez les yeux fermés.

Remarque : La chaleur dégagée par la lampe atteint son intensité maximale quelques minutes après la mise en marche. L'appareil produit néanmoins ses effets dès les premières minutes de fonctionnement.

Durée du traitement

La durée du traitement dépend du type de traitement et de la personne à traiter. Le traitement d'un muscle ou d'une articulation dure approximativement 15 minutes. Si nécessaire, le traitement peut être répété plusieurs fois par jour. Une durée de traitement supérieure à 15 minutes n'améliore pas les résultats. Vous pouvez répéter votre série de traitements quotidienne sur plusieurs jours consécutifs pour de meilleurs résultats. S'il n'y a pas d'amélioration après 6 à 8 traitements, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin. Pour les problèmes chroniques, l'appareil peut être utilisé sur de très longues périodes, à condition de suivre les instructions fournies dans la section « Avertissement » du chapitre « Important ».

Utilisation d'InfraCare

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.**
- 2 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.**
- 3 Après utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil.**

Nettoyage

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de le nettoyer.

N'utilisez jamais d'éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

- 1 Nettoyez le logement de la lampe et le socle à l'aide d'un chiffon humide. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans l'appareil.**
- 2 Nettoyez l'extérieur du filtre à l'aide d'un chiffon doux humecté d'alcool dénaturé.**

Rangement

Évitez tout contact entre le cordon d'alimentation et le filtre lorsque ce dernier est chaud.

1 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de le ranger.

- Tenez toujours l'appareil par sa poignée pour le soulever ou le transporter (fig. 12).

2 Rangez l'InfraCare dans un endroit sec.

Remplacement

Filtre

Le filtre vous protège contre les rayons nocifs.

Si le filtre est endommagé ou cassé, cessez d'utiliser l'appareil. Pour plus d'informations, contactez le Service Consommateurs Philips.

Remarque : Si le filtre est cassé ou endommagé au cours de la période de garantie, contactez le Service Consommateurs Philips pour remplacer l'appareil.

Lampe

L'efficacité de la lampe ne diminue pas au fil du temps.

Si la lampe ne fonctionne plus, n'essayez pas de la remplacer. Pour plus d'informations, contactez le Service Consommateurs Philips.

Remarque : Si la lampe ne fonctionne plus au cours de la période de garantie, n'essayez pas de la remplacer, mais contactez le Service Consommateurs Philips pour remplacer l'appareil.

Recyclage

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **www.philips.com/support** ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.

Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur **www.philips.com/support** pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

| Problème | Cause possible | Solution |
|--|---|---|
| Impossible de mettre l'appareil en marche. | La fiche du cordon d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise secteur. | Branchez correctement la prise sur la prise murale. |
| | Il y a une panne de courant. | Connectez un autre appareil pour vérifier si l'alimentation fonctionne. |
| | La lampe est défectueuse. | Contactez le Service Consommateurs Philips. |

| Problème | Cause possible | Solution |
|----------|---|--|
| | Le cordon d'alimentation est endommagé. | Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident. |

Spécificités

| Modèle | HP3621 |
|---|-----------------------|
| Tension nominale (V) Singapour/Europe/Bahreïn/ Émirats Arabes Unis/Jordanie | 230 |
| Tension nominale (V) Chine/Hong Kong/Corée/ Royaume d'Arabie saoudite/Liban | 220 |
| Tension nominale (V) Malaisie/Qatar | 240 |
| Tension nominale (V) Taiwan | 110 |
| Fréquence nominale (Hz) Chine/Malaisie/Émirats Arabes Unis/Bahreïn/Qatar/Jordanie/Liban/Hong Kong/ Singapour/Europe | 50 |
| Fréquence nominale (Hz) Corée/Taiwan/Royaume d'Arabie saoudite | 60 |
| Puissance d'entrée nominale (W) | 200 |
| Classe | II (double isolation) |
| Classification | Non classifié |
| Entrée d'eau | IPX0 |
| Type IR | IR-A/B/C |
| Irradiation (W/m ²) | environ 750 |
| Dimensions de la zone traitée (cm ²) | 30 x 20 |
| Type de batterie | sans objet |

Conditions de fonctionnement

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Température | de +10 °C à +35 °C |
| Taux d'humidité relative | de 30 % à 90 % |

Conditions de stockage

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Température | de -20 °C à +50 °C |
| Taux d'humidité relative | de 30 % à 90 % (sans condensation) |

Les schémas de circuits, les nomenclatures et autres descriptions techniques sont disponibles sur demande.

En tant qu'utilisateur de cet appareil, vous devez prendre les mesures nécessaires pour prévenir les interférences électromagnétiques ou tout autre type d'interférence entre cet appareil et les autres appareils domestiques.

목차

| | |
|---------|----|
| 소개 | 18 |
| 제품정보 | 18 |
| 중요 사항 | 18 |
| 제품 사용 | 20 |
| 서체 | 21 |
| 보관 | 21 |
| 교체 | 22 |
| 재활용 | 22 |
| 보증 및 지원 | 22 |
| 문제 해결 | 22 |
| 사양 | 22 |

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하십시오.

인프라케어를 사용하시면 집에서도 근육 및 관절 질환을 편안하게 치료하고 통증을 완화 시킬 수 있습니다. 태양과 마찬가지로, 본 제품은 적외선을 방출합니다. 원하는 치료 효과를 위해 선택된 종류의 빛만 통과시키는 특별한 필터가 있습니다. 또한 인프라케어는 긴장 이완 또는 마사지의 한 과정으로 사용할 수도 있습니다.

제품정보 (그림 1)

- 1 적외선 할로겐 램프
- 2 필터
- 3 전원 버튼
- 4 받침대
- 5 각도가 조절되는 램프 외장
- 6 손잡이

중요 사항**일반**

- 인프라케어의 기호들은 다음과 같은 뜻을 나타냅니다.
- 1 이 기호는 뜨거운 표면 주의 표시입니다 (그림 2).
- 2 이 기호는 제품을 사용하기 전에 사용 설명서를 주의깊게 읽어야 한다는 표시입니다. 나중에 참조할 수 있도록 사용 설명서를 잘 보관하십시오 (그림 3).
- 3 이 기호는 제품이 이중 절연이라는 뜻입니다(단열 등급 2) (그림 4).
- MDD93/42/EEC의 의료 기구 관계 규정을 준수합니다.

주의

- 전기 제품에 물이 닿으면 위험합니다! 이 제품을 목욕탕 내부 또는 샤워기나 수영장에 가까운 습한 환경에서 사용하지 마십시오.
- 물이 제품 내로 들어가지 않도록 주의하고, 제품에 물을 얹지르지 마십시오.

경고

- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 제품을 켜 놓은 상태로 방치해 두지 마십시오.

- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 분들은 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임 질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 이 제품은 어린이가 사용하도록 제작되지 않았습니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 이 제품의 용도는 근육 및 관절의 통증과 경직을 치료하기 위한 것이며 복부, 안면 또는 기타 유형의 통증을 치료하기 위한 것이 아닙니다.
- 환상의 우려가 있으므로 너무 가까이에서 제품을 사용하지 마십시오. 치료하는 내내 온기가 편안하게 느껴져야 합니다.
- 시력이 손상될 수 있으므로 램프가 켜진 상태에서 쳐다보지 마십시오.
- 치료 도중에 잠들지 않도록 주의하십시오.
- 치료 직후 치료 부위가 너무 빨리 식지 않도록 하십시오.
- 6~8회 사용 후에도 호전되지 않으면 본 제품의 사용을 중지하고 의사와 상담하십시오.
- 인프라케어 치료 시 금지 사항:
 - 심장 질환, 염증성 질환, 혈전증, 혈액 응고성 질환, 부신 억제, 전신성 흉반성 낭창 또는 악성 질환 등 심각한 질병을 앓고 있는 경우 이 제품을 사용하기 전에 의사와 상의하십시오.
 - 적외선에 과민하거나 부종을 앓고 있는 경우 이 제품을 사용하지 마십시오. 의문 사항이 있는 경우에는 의사와 상담하십시오.
 - 질병(예: 후기 당뇨병) 또는 진통제 사용으로 적외선 또는 열에 둔감한 경우 이 제품을 사용하지 마십시오. 의문 사항이 있는 경우에는 의사와 상담하십시오.
 - 손목골 증후군, 경화증 및 척골 신경장애와 같은 신경과 관련된 질병을 앓고 있는 경우 이 제품을 사용하지 마십시오. 의문 사항이 있는 경우에는 의사와 상담하십시오.
 - 특히 치료 부위 부근에 보조 기구를 이식 받은 경우 이 제품을 사용하지 마십시오. 의문 사항이 있는 경우에는 의사와 상담하십시오.
 - 임신 중인 경우 이 제품을 사용하여 복부 또는 등 아래쪽과 가까운 부위를 치료하지 마십시오. 해당 부위가 과열될 수 있습니다. 의문 사항이 있는 경우에는 의사와 상담하십시오.
 - 뇌거나 염증이 있는 경우, 열이 증상을 악화시킬 수 있으므로 본 제품을 사용하지 마십시오. 의문 사항이 있는 경우에는 의사와 상담하십시오.
 - 손상되거나 민감성 피부 또는 상처 부위에는 이 제품을 사용하지 마십시오. 의문 사항이 있는 경우에는 의사와 상담하십시오.
 - 이 제품을 사용하여 최근에 국소용 반대자극제(예를 들어 멘톨이 함유된 크림 또는 연고)를 바른 부위를 치료하지 마십시오. 가벼운 염증 반응이 생길 수 있습니다.

주의

- 제품에 전원을 공급하는 벽면 콘센트의 접촉이 불량한 경우, 제품의 플러그가 끊겨워집니다. 접촉 상태가 좋은 벽면 콘센트에 제품을 연결하였는지 확인하십시오.
- 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 정전 발생 시 또는 사용 후에는 항상 플러그를 뽑아두십시오.
- 제품을 안전하고 평평한 장소에 두고, 과열되지 않도록 제품 주위에 최소 15cm의 여유공간을 확보하십시오.
- 온도가 10° C보다 낮거나 35° C보다 높은 실내에서는 사용하지 마십시오.
- 사용 중에는 제품 뒷쪽의 환기구를 항상 열어 두십시오.
- 제품이 켜져 있을 때 형광 등으로 제품을 덮지 마십시오.
- 본 제품에는 자동 과열 방지 장치가 장착되어 있어 환기구가 막히는 등의 이유로 제품이 충분히 식지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다. 제품의 전원 코드를 뽑고 과열의 원인을 제거하십시오. 제품의 열이 식으면 전원을 다시 켤 수 있습니다. 전원을 켜려면 제품의 전원 코드를 다시 연결하고 전원 스위치를 누르십시오.
- 약 15분간 제품을 식힌 후, 제품을 청소하거나 보관하십시오.
- 수영이나 샤워 후에는 피부를 충분히 말린 다음 제품을 사용하십시오.
- 필터가 손상되거나 깨지거나 분실된 경우, 절대 제품을 사용하지 마십시오.

EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

제품 사용

인프라케어의 효과

인프라케어는 피부 깊숙이 침투하는 적외선을 방출하여 조직을 따뜻하게 해 줍니다. 온기가 뇌의 신경 신호를 완화하여 통증을 줄여 줍니다. 또한 온기를 통해 혈액 순환이 촉진되고 혈관이 확장되어, 신체 조직을 재구성하고 영양분을 공급하는 데 필요한 물질의 신속한 전달을 촉진시킵니다. 게다가 적외선이 신진대사율을 높이고 인체에 무익한 물질의 배출 속도를 높입니다. 온기를 통해 신체 조직이 더욱 유연해지면서 경직된 조직을 줄이고 관절의 유연성을 높여 줍니다. 이러한 효과에 따라, 인프라케어를 사용해 치료를 하면 근육 및 관절로 인한 통증이 일시적으로 완화됩니다.

참고: 제품을 사용하기 전에 ‘중요사항’ 란의 ‘경고’를 읽고 그 지침에 따르십시오.

용도

치료 용도

인프라케어는 국부 온열 치료 제품입니다. 치료 용도는 다음과 같습니다.

- 만성 및 급성 근육통이나 경직된 근육 및 관절의 치료
- 등 아래쪽의 요통 치료

기타 용도

인프라케어는 다음 용도로 사용할 수도 있습니다.

- 근육 이완
- 마사지 준비

참고: 당사 홈페이지(www.philips.co.kr)에서 인프라케어를 검색하면 치료 효과에 대한 자세한 정보를 보실 수 있습니다. (그림 5)

사용 준비

- 1 전원 코드를 완전히 푸십시오.
- 2 제품을 안전하고 평평한 장소에 두고, 과열되지 않도록 제품 주위에 최소 15cm의 여유공간을 확보하십시오 (그림 6).
본 제품은 여러 가지 다양한 방법으로 이용할 수 있습니다. 아래의 몇 가지 예를 참조하십시오.
 - 어깨, 목, 등 부위를 치료하려면 제품을 탁자 위에 두고, 램프 외장을 뒤쪽으로 기울인 후 등을 램프 쪽으로 향하게 하여 의자에 앉으십시오 (그림 7).
 - 등 아래쪽을 치료하려면 제품을 의자 바로 옆의 탁자 위에 두고, 등을 램프 쪽으로 향하게 하여 의자에 앉으십시오 (그림 8).
 - 팔꿈치를 치료하려면 제품을 의자 바로 옆의 탁자 위에 두고, 의자에 앉으십시오 (그림 9).
 - 종아리를 치료하려면 제품을 바닥에 놓고, 램프 외장을 뒤쪽으로 기울인 후 의자에 앉으십시오 (그림 10).
- 3 광선의 방향을 조절하려면 램프 외장을 앞 뒤쪽으로 기울이십시오 (그림 11).

4 제품과 적당한 거리를 두고 앉거나 누우십시오.

- 신체와 인프라케어의 거리가 25~30cm이면 치료 범위는 약 30cmx20cm(가로x세로)입니다. 신체와 본 제품과의 거리가 멀수록 적외선이 조사되는 치료 부위는 더 넓어지고 열 강도는 약해지는 반면, 거리가 가까울수록 적외선이 조사되는 치료 부위가 좁아지고 열 강도는 더욱 세집니다.
- 뜨거운 필터에 접촉하여 사고가 발생하지 않도록 신체와 제품 사이에 충분한 거리를 유지하십시오.
- 열기가 편안하게 느껴지는 거리를 선택하고 열기가 너무 강할 경우 거리를 떨어뜨리십시오.

램프가 켜진 상태에서 쳐다보지 마십시오. 눈을 감은 상태를 유지하십시오.

참고: 전원을 켜고 몇 분 정도가 지나야 제품에서 완전한 강도의 열기를 방출합니다. 그러나 처음 몇 분 동안에 효과가 없다는 것은 아닙니다.

사용 시간

사용 시간은 사용자와 용도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 근육 또는 관절 치료는 매번 약 15분간 지속해야 합니다. 필요할 경우 치료를 하루에 여러 번 반복할 수 있습니다. 15분 이상 치료한다고 해서 결과가 좋아지는 것은 아닙니다. 효과가 있을 때까지 하루에 여러 번 또는 여러 날에 걸쳐 치료를 반복할 수 있습니다. 6~8번의 치료 후에도 개선 효과가 없을 경우 제품 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오. 만성 질환인 경우 '중요사항' 린의 '경고' 내 지침을 따르기만 하면 제품을 장기간 사용할 수 있습니다.

인프라케어 사용 방법

- 1 전원 플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
- 2 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.
- 3 사용 후 전원 버튼을 눌러 제품의 전원을 끄십시오.

세척

청소하기 전에 플러그를 뽑고 약 15분간 제품이 식도록 두십시오.

제품을 세척할 때 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.

- 1 램프 외장 및 받침대는 젖은 천으로 닦으십시오. 제품에 물이 들어가지 않게 조심하십시오.
- 2 필터 바깥 부분은 변성 알코올을 약간 묻힌 부드러운 천으로 닦을 수 있습니다.

보관

필터가 뜨거울 때는 전원 코드가 필터에 닿지 않도록 주의하십시오.

- 1 보관하기 전에 플러그를 뽑고 약 15분간 제품이 식도록 두십시오.
 - 제품을 들거나 옮길 때에는 항상 손잡이 부분을 잡으십시오 (그림 12).
- 2 건조한 장소에 제품을 보관하십시오.

교체

필터

필터는 원치 않는 빛에 노출되는 것을 막아줍니다.

필터가 손상되었거나 고장난 경우, 더 이상 제품을 사용하지 마시고 가까운 필립스 고객 센터에 문의하십시오.

참고: 보증 기간 동안 필터가 손상되거나 램프가 작동하지 않으면 필립스 고객 상담실에 연락하여 교체하십시오.

램프

램프의 효과는 시간이 경과해도 감소되지 않습니다.

램프가 작동하지 않는 경우 직접 램프를 교체하지 마시고 가까운 필립스 고객 센터에 문의하십시오.

참고: 보증 기간 동안 램프가 작동하지 않으면 직접 램프를 교체하지 마시고 가까운 필립스 고객 센터에 문의하여 제품을 교체하십시오.

재활용

수명이 다 된 제품은 가정의 일반 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 작은 실천이 환경 보호에 큰 힘이 될 수 있습니다.

보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹 사이트(www.philips.com/support)를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

문제 해결

이 란은 본 제품을 사용하면서 가장 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결 방법을 제시합니다. 아래의 정보로도 문제를 해결할 수 없는 경우 www.philips.com/support를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

| 문제점 | 가능한 원인 | 해결책 |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| 제품이 켜지지 않습니다. | 플러그가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있지 않을 수 있습니다. | 플러그를 벽면 콘센트에 올바르게 꽂으십시오. |
| 전원에 문제가 있습니다. | 램프에 결함이 있습니다. | 다른 제품을 연결하여 전원이 작동하는지 확인하십시오. |
| 전원 코드가 손상되었습니다. | 램프에 결함이 있습니다. | 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. |
| | 전원 코드가 손상되었습니다. | 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오. |

사양

| | |
|--|--------|
| 모델 | HP3621 |
| 정격 전압 (V) 싱가포르/유럽/바레인/아랍 에미리트 연합/요르단 | 230 |
| 정격 전압 (V) 중국/홍콩/한국/사우디 아라비아 (KSA)/레바논 | 220 |

| 모델 | HP3621 |
|--|-----------|
| 정격 전압 (V) 말레이시아/카타르 | 240 |
| 정격 전압 (V) 대만 | 110 |
| 정격 주파수(Hz) 중국/말레이시아/아랍 에미리트/ 바레인/카타르/요르단/레바논/홍콩/싱가포르/유럽 | 50 |
| 정격 주파수(Hz) 한국/대만/사우디 아라비아(KSA) | 60 |
| 정격 입력 전력(W) | 200 |
| Class | II(이중 절연) |
| 안전 등급 | 등급 없음 |
| 방수 등급 | IPX0 |
| IR 유형 | IR-A/B/C |
| 방사도(W/m ²) | 약 750 |
| 필드 규격(cm ²) | 30x20 |
| 배터리 유형 | 해당 없음 |

작동 환경

| | |
|-------|-----------------|
| 온도 | +10° C ~ +35° C |
| 상대 습도 | 30% ~ 90% |

보관 환경

| | |
|-------|-------------------|
| 온도 | -20° C ~ +50° C |
| 상대 습도 | 30% ~ 90%(응축점 이하) |

회로 다이어그램, 부품 목록 및 기타 기술 설명서는 요청하시면 제공해 드릴 수도 있습니다.
본 제품을 사용하실 때 전자기장 간섭 또는 본 제품과 다른 제품 간에 발생할 수 있는
여러 종류의 간섭을 방지하기 위한 적절한 조치를 취하십시오.

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리, 5자리, 6자리, 9자리로 표기될 수 있습니다. (1) **4자리일 경우 :** 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 (2) **5자리일 경우 :** 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 (3) **6자리일 경우 :** 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일 생산 (4) **9자리일 경우 :** 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 507402001
→ 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산
(5) **기타제조번호에 대한 문의사항은** (02)709-1200 으로 연락바랍니다.

(주)필립스 코리아. 주소: 서울시 용산구 이태원동 260-199, 140-200
참조 XX-XXX
1800그램(1.8 kg)

Daftar kandungan

| | |
|----------------------|----|
| Pengenalan | 24 |
| Perihalan umum | 24 |
| Penting | 24 |
| Menggunakan perkakas | 26 |
| Pembersihan | 27 |
| Penyimpanan | 28 |
| Penggantian | 28 |
| Kitar semula | 28 |
| Jaminan dan sokongan | 28 |
| Penyelesa Masalah | 28 |
| Spesifikasi | 29 |

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Dengan InfraCare, anda boleh merawat masalah otot dan sendi, dan meredakan kesakitan pada otot dan sendi dengan selesa di rumah. Sama seperti matahari, perkakas ini memancarkan cahaya inframerah. Penuras khasnya hanya menyalurkan jenis cahaya yang diperlukan untuk mencapai kesan terapeutik yang dikehendaki. InfraCare juga dapat digunakan untuk bersantai atau persediaan untuk urutan.

Perihalan umum (Gamb. 1)

- 1** Lampu halogen inframerah
- 2** Penuras
- 3** Butang hidup/mati
- 4** Tapak
- 5** Bingkai lampu dengan sesiku boleh laras
- 6** Gegenggam

Penting**Am**

- Simbol pada InfraCare mempunyai maksud berikut:
- 1 Simbol ini memberi amaran kepada anda mengenai permukaan yang panas (Gamb. 2).
- 2 Simbol ini menunjukkan bahawa anda perlu membaca manual pengguna ini dengan berhati-hati sebelum anda menggunakan perkakas. Simpan manual pengguna untuk rujukan masa hadapan (Gamb. 3).
- 3 Simbol ini menunjukkan bahawa perkakas ini didwitebatkan (Kelas II) (Gamb. 4).
- Perkakas ini memenuhi keperluan Arahan Alat Perubatan MDD93/42/EEC.

Bahaya

- Air dan elektrik adalah kombinasi yang berbahaya! Jangan gunakan perkakas ini di dalam persekitaran yang basah (contohnya di dalam bilik air atau berhampiran dengan pancuran atau kolam mandi).
- Jangan benarkan air memasuki perkakas atau tumpahkan air ke atas perkakas.

Amaran

- Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur tempatan anda.
- Jika kord sesalur rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.
- Jangan tinggalkan perkakas tanpa pengawasan semasa ia dihidupkan.
- Perkakas ini bukan dimaksudkan untuk kegunaan oleh orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diberi arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh kanak-kanak. Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Perkakas ini dimaksudkan untuk rawatan kesakitan pada otot dan sendi, dan kekejangan pada otot dan sendi, dan bukannya untuk rawatan kesakitan pada abdomen, muka dan jenis kesakitan yang lain.
- Untuk mengelakkan daripada kepanasan melampau pada kulit, elakkan jarak rawatan yang terlalu dekat. Kehangatannya hendaklah selesa bagi anda sepanjang rawatan.
- Untuk mengelakkan kerosakan mata, jangan pandang cahaya lampu semasa ia terpasang.
- Jangan tidur semasa rawatan.
- Elakkan kawasan rawatan daripada menyejuk terlalu cepat sebaik sahaja selepas rawatan.
- Sekiranya kesihatan tidak bertambah baik selepas 6-8 kali rawatan, hentikan penggunaan perkakas ini dan rujuklah doktor anda.

Kontraindikasi rawatan InfraCare:

- Jangan gunakan perkakas tanpa merujuk kepada doktor terlebih dahulu sekiranya anda menghidap penyakit teruk seperti penyakit jantung, penyakit keradangan akut, trombosis, gangguan koagulasi darah, supresi ginjal, dermatosus lupus sistemik atau penyakit malignan.
- Jangan gunakan perkakas jika anda terlalu sensitif terhadap cahaya inframerah atau jika anda menghidapi edema. Sekiranya berasa rugu, rujuklah doktor anda.
- Jangan gunakan perkakas jika anda tidak sensitif terhadap sinaran inframerah dan haba akibat penyakit (seperti diabetes lanjutan) atau penggunaan ubat penghilang kesakitan. Sekiranya berasa rugu, rujuklah doktor anda.
- Jangan gunakan perkakas jika anda menghidap penyakit yang berkaitan dengan saraf terdemelinat seperti sindrom terowong karpus, sklerosis berbilang dan neuropati ulnar. Sekiranya berasa rugu, rujuklah doktor anda.
- Jangan gunakan perkakas jika anda mempunyai peranti terimplan, terutamanya jika ia terletak di sekitar kawasan rawatan. Sekiranya berasa rugu, rujuklah doktor anda.
- Jika anda hamil, jangan gunakan perkakas untuk merawat kawasan berdekatan abdomen atau bahagian bawah belakang anda, untuk mengelakkan kepanasan terlampau di kawasan ini. Sekiranya berasa rugu, rujuklah doktor anda.
- Jangan gunakan perkakas ini sekiranya anda mengalami bengkak atau keradangan, kerana haba boleh memburukkan keadaan. Sekiranya berasa rugu, rujuklah doktor anda.
- Jangan gunakan perkakas pada kulit yang rosak atau rengsa atau pada luka. Sekiranya berasa rugu, rujuklah doktor anda.
- Jangan gunakan perkakas untuk merawat kawasan yang baru sahaja disapu lawan perengsa topikal (krim atau salap yang mengandungi mentol, contohnya), kerana ini akan menyebabkan reaksi keradangan ringan.

Awas

- Sekiranya soket dinding yang disambungkan dengan perkakas ini mempunyai sambungan yang lemah, plag perkakas akan menjadi panas. Sila pastikan anda memasang plag perkakas ke dalam soket dinding yang disambungkan dengan baik.
- Jangan biarkan perkakas terkena kejutan kuat.
- Sentiasa cabut plag sesalur setelah digunakan dan sekiranya terdapat gangguan bekalan kuasa.
- Letakkan perkakas di atas permukaan stabil dan mendatar. Pastikan terdapat sekurang-kurangnya 15 mm ruang kosong di sekelilingnya untuk mengelakkan daripada pemanasan melampau.

- Jangan gunakan perkakas ini di suhu bilik kurang daripada 10°C atau lebih tinggi daripada 35°C.
- Sila pastikan lohong di bahagian belakang perkakas sentiasa terbuka semasa penggunaan.
- Jangan tutup perkakas dengan, contohnya, kain atau pakaian apabila ia telah dihidupkan.
- Perkakas dilengkapi perlindungan automatik terhadap pemanasan melampau. Jika perkakas tidak disejukkan secukupnya (contohnya kerana lohong pendinginan bertutup), perkakas akan mati secara automatik. Cabut plag perkakas dan alihkan punca pemanasan melampau. Sebaik sahaja perkakas telah menyeduh, ia boleh dihidupkan semula. Untuk berbuat demikian, masukkan plag perkakas sekali lagi dan tekan suis hidup/mati.
- Sejukkan perkakas selama lebih kurang 15 minit sebelum mencuci atau menyimpannya.
- Sekiranya anda baru saja selesai berenang atau mandi, pastikan anda mengeringkan kulit anda dengan sempurna sebelum anda menggunakan perkakas ini.
- Jangan guna perkakas ini apabila penurasnya rosak, pecah atau hilang.

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Menggunakan perkakas

Kesan InfraCare

InfraCare memancarkan cahaya inframerah, yang menembusi jauh ke dalam kulit dan menghangatkan tisu. Kehangatan memodulatkan isyarat neuron ke otak dan dengan itu mengurangkan kesakit. Kehangatan juga merangsang peredaran darah dan mengembangkan pembuluh darah, yang akan melajukan penghantaran bahan yang perlu untuk membina semula dan menyuburkan tisu badan. Tambahan lagi, cahaya inframerah mempercepatkan proses metabolisme dan pengeluaran bahan buangan daripada badan. Oleh kerana ia menjadikan tisu mudah dilenturkan, kehangatan juga mengurangkan kekejangan dan menjadikan sendi lebih mudah lentur. Disebabkan kesan-kesan ini, rawatan dengan InfraCare boleh melegakan sementara kesakitan akibat masalah otot dan sendi.

Nota: Sila baca bahagian ‘Amaran’ dalam bab ‘Penting’ dan ikuti arahan yang tertera di sana sebelum anda menggunakan perkakas.

Aplikasi

Aplikasi Terapeutik

InfraCare adalah perkakas terapi kehangatan setempat. Kemungkinan penggunaan terapi:

- Rawatan untuk sakit otot yang sekali-sekala atau kronik, otot kejang dan sendi kejang.
- Rawatan untuk sakit bahagian bawah belakang.

Penggunaan lain

Anda juga boleh menggunakan InfraCare untuk tujuan-tujuan berikut:

- Pengenduran otot
- Persediaan untuk mengurut

Nota: Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai manfaat kesihatan, lihat www.philips.com, cari perkataan InfraCare (Gamb. 5).

Bersedia untuk menggunakan

- 1** **Bukakan kord sesalur utama sepenuhnya.**
- 2** **Letakkan perkakas di atas permukaan stabil dan mendatar serta pastikan terdapat sekurang-kurangnya 15 mm ruang kosong di sekelilingnya untuk mengelakkan daripada pemanasan melampau (Gamb. 6).**

Perkakas boleh digunakan dengan pelbagai cara yang berlainan. Di bawah adalah beberapa contoh.

- Untuk merawat sengal bahu, sengal leher atau bahagian atas belakang anda, letakkan perkakas di atas meja dan condongkan bingkai lampu ke belakang. Duduk di atas kerusi atau bangku dengan membelaikan lampu (Gamb. 7).
- Untuk merawat sakit bahagian bawah belakang, letakkan perkakas di atas meja di sebelah kerusi. Duduk di atas kerusi atau bangku dengan belakang anda menghadap ke arah lampu (Gamb. 8).
- Untuk merawat sengal siku, letakkan perkakas di atas meja dan duduk disebelahnya. (Gamb. 9).
- Untuk merawat sengal betis, letakkan perkakas di atas lantai dan condongkan bingkai lampu ke belakang. Duduk di atas kerusi atau bangku (Gamb. 10).

3 Untuk melaraskan arah pancaran cahaya, condongkan bingkai lampu ke hadapan atau ke belakang (Gamb. 11).

4 Duduk atau baring pada jarak yang sesuai dari perkakas.

- Pada jarak sejauh 25-30cm dari badan, InfraCare merawat bahagian sebesar lebih kurang 30cm kali 20cm ($l \times t$). Pada jarak yang lebih jauh, bahagian yang dirawati menjadi lebih besar dan cahaya inframerah serta intensiti haba menjadi kurang. Pada jarak yang lebih dekat, kawasan yang dirawati lebih kecil dan cahaya inframerah dan intensiti haba menjadi lebih kuat.
- Pastikan jarak antara badan dan perkakas adalah cukup jauh untuk mengelakkan daripada tersentuh dengan penuras yang panas.
- **Pilih jarak di mana kehangatan adalah selesa bagi anda dan tambahkan jarak jika kehangatan menjadi terlalu kuat.**

Jangan pandang ke arah cahaya lampu apabila dihidupkan. Pejamkan mata anda.

Nota: Kepanasan perkakas tidak mencapai tahap intensiti sepenuhnya sehingga setelah dipasang beberapa minit. Walaubagaimana pun, ini tidak bermakna perkakas tidak berkesan dalam tempoh beberapa minit pertama ini.

Jangka rawatan

Tempoh masa rawatan bergantung kepada jenis rawatan dan orang yang dirawat. Rawatan terhadap satu otot atau sendi sepatutnya berlangsung selama lebih kurang 15 minit. Jika perlu, rawatan boleh diulangi beberapa kali sehari. Tempoh rawatan yang lebih lama daripada 15 minit tidak akan memberi hasil yang lebih baik. Anda boleh mengulangi rutin beberapa rawatan sehari pada beberapa hari yang berturutan untuk mendapat hasil. Jika tidak terdapat sebarang kemajuan selepas 6-8 rawatan, hentikan penggunaan perkakas dan rujuk doktor anda. Bagi masalah yang kronik, perkakas boleh digunakan untuk tempoh yang lebih panjang, asalkan anda mengikuti arahan yang terdapat pada bahagian 'Amaran' dalam bab 'Penting'.

Menggunakan InfraCare

- 1** Masukkan plag utama ke dalam soket.
- 2** Tekan butang hidup/mati untuk menghidupkan perkakas.
- 3** Selepas penggunaan, tekan butang hidup/mati untuk mematikan perkakas.

Pembersihan

Cabut plag perkakas dan biarkan ia sejuk selama 15 minit sebelum anda membersihkannya.

Jangan sekali-kali menggunakan pad penyental, agen pembersih yang melelas atau cecair yang agresif seperti petrol atau aseton untuk membersihkan perkakas.

- 1** Bersihkan bingkai lampu dan tapaknya dengan kain yang lembap. Jangan biarkan air mengalir ke dalam perkakas.
- 2** Anda boleh membersihkan bahagian luar penuras dengan kain lembut yang direnjiskan dengan spirit kermetil.

Penyimpanan

Jangan biarkan kord sesalur bersentuhan dengan penuras apabila penuras dalam keadaan panas.

1 Cabut plag perkakas dan biarkan ia sejuk selama 15 minit sebelum anda menyimpannya.

- Sentiasa angkat atau bawa perkakas dengan pemegangnya (Gamb. 12).

2 Simpan InfraCare di tempat yang kering.

Pengantian

Penuras

Penuras melindungi dari terdedah kepada cahaya yang tidak diingini.

Jika penuras rosak atau pecah, jangan gunakan perkakas lagi. Hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips untuk mendapatkan maklumat.

Lampu

Keberkesanan lampu tidak berkurang mengikut masa yang berlalu.

Jangan cuba gantikan lampu jika lampu berhenti berfungsi. Hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips untuk mendapatkan maklumat.

Kitar semula

Jangan buang produk bersama sisa buangan rumah yang biasa pada akhir hayatnya, tetapi serahkan ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan berbuat demikian, anda membantu memelihara alam sekitar.

Jaminan dan sokongan

Jika anda perlukan maklumat atau sokongan, sila lawati **www.philips.com/support** atau baca risalah jaminan sedunia.

Penyelesaian Masalah

Bab ini merumuskan masalah paling lazim yang mungkin anda hadapi dengan perkakas ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan maklumat di bawah, lawati **www.philips.com/support** untuk mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda.

| Masalah | Penyebab yang mungkin | Penyelesaian |
|-----------------------|--|---|
| Perkakas tidak hidup. | Plag tidak dimasukkan dengan betul ke dalam soket dinding. | Pasangkan plag ke dalam soket dinding dengan betul. |
| | Bekalan elektrik terputus. | Sambung perkakas lain untuk memeriksa sama ada bekalan kuasa berfungsi. |
| | Lampu itu rosak. | Hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips. |
| | Kord sesalur rosak. | Jika kord sesalur rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips atau pihak yang telah diluluskan bagi mengelakkan bahaya. |

Spesifikasi

| | |
|--|--------------------|
| Model | HP3621 |
| Voltan berkadar (V) Singapura/Eropah/Bahrain/Emiriah Arab Bersatu/Jordan | 230 |
| Voltan berkadar (V) China/Hong Kong/Korea/Saudi Arabia/Lebanon | 220 |
| Voltan terkadar (V) Malaysia/Qatar | 240 |
| Voltan terkadar (V) Taiwan | 110 |
| Frekuensi berkadar (Hz) China/Malaysia/Emiriah Arab Bersatu/Bahrain/Qatar/Jordan/Lebanon/Hong Kong/ Singapura/Eropah | 50 |
| Frekuensi berkadar (Hz) Korea/Taiwan/Saudi Arabia | 60 |
| Kuasa input berkadar (W) | 200 |
| Kelas | II (didwitebatkan) |
| Pengelasan | tidak dikelaskan |
| Kemasukan air | IPX0 |
| Jenis IR | IR-A/B/C |
| Iradians (W/m ²) | lebih kurang 750 |
| Dimensi medan (dalam sm ²) | 30x20 |
| Jenis bateri | tidak berkaitan |

Keadaan operasi

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Suhu | daripada +10°C hingga +35°C |
| Kelembapan relatif | daripada 30% hingga 90% |

Keadaan penyimpanan

| | |
|--------------------|--|
| Suhu | daripada -20°C hingga +50°C |
| Kelembapan relatif | daripada 30% hingga 90% (tiada penyejatan) |

Rajah litar; senarai bahagian komponen dan hurai teknikal lainnya boleh didapati apabila diminta. Sebagai pengguna perkakas ini, anda seharusnya mengambil langkah untuk mengelakkan daripada berlakunya gangguan elektromagnet atau gangguan bentuk lain di antara perkakas ini dengan perkakas yang lain.

สารบัญ

| | |
|-------------------------|----|
| ข้อมูลเบื้องต้น | 30 |
| ส่วนประกอบ | 30 |
| ข้อสำคัญ | 30 |
| การใช้งาน | 31 |
| การท้าความสะอาด | 33 |
| การจัดเก็บ | 33 |
| การเปลี่ยนอะไหล่ | 33 |
| การรีไซเคิล | 33 |
| การรับประกันและสนับสนุน | 33 |
| การแก้ปัญหา | 33 |
| ข้อมูลจำเพาะ | 34 |

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อและยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

เครื่อง InfraCare ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์สีและข้อต่อ ส่วนที่มีปัญหาและบรรเทาอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ ได้ด้วยตัวคุณเองภายในบ้าน คุณสามารถเป็นได้ส่วนที่ต้องการที่จะคลายร้อนและยกขึ้นด้วยทักษะและด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ช่วยลดความปวดเมื่อยที่เกิดจากอาการบาดเจ็บ หรือการเดินทางไกล หรือการเดินทางท่องเที่ยว ช่วยให้คุณสามารถใช้เพื่อการผ่อนคลาย หรือการเตรียมตัวลงแข่งขัน การรักษาสุขภาพที่ดี ช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาในบ้านได้มากขึ้น

ส่วนประกอบ (รูปที่ 1)

- 1 หลอดไฟอินฟารेडอลอเจน
- 2 แผ่นรอง
- 3 บุ๊มเปิดปิด
- 4 ฐาน
- 5 ตัวโคมไฟปรับเรืองได้
- 6 ตัวมัจฉะ

ข้อสำคัญ

ท้าไป

- เครื่องหมายบน InfraCare มีความหมายดังต่อไปนี้:
- 1 สัญลักษณ์นี้ดื่นให้ทราบว่าพื้นผิวนี้ไม่ควรมีความร้อน (รูปที่ 2)
- 2 สัญลักษณ์นี้หมายความว่าคุณต้องถอดอุปกรณ์เมื่ออยู่ละเว้นห่าง โปรดเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้ห้องสิงในครั้งต่อไป (รูปที่ 3)
- 3 สัญลักษณ์นี้หมายความว่าอุปกรณ์นี้ได้รับการห้าม/non-compliant ตามน้ำหนักน้ำหน่วงของขั้น (Class II) (รูปที่ 4)
- เครื่องนี้มีคุณสมบัติตรวจตามข้อกำหนดอุปกรณ์ห้องอาหารแพทย์ MDD93/42/EEC

อันตราย

- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ในที่เปียกชื้นเป็นอันขาด (เช่น ในห้องน้ำ หรือใกล้ฝักห้องน้ำ หรือระหว่างน้ำ)
- ห้ามให้น้ำเข้าเครื่องหรือหักห้ามไฟโดยเครื่อง

คำเตือน

- ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบเรื่องไฟที่รับบุนเดสิกัดภาร์ต้าร์กับแบรน์ไฟที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- หากสนใจใช้รูด ควรนำไปเปลี่ยนที่ Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือศูนย์ที่ดำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ห้ามเปิดเครื่องห้าวใช้ไฟฟ้าในลักษณะใดๆ
- ไม่ควรใช้บุคคลที่ไม่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือลักษณะใจไม่ปกติ หรือหากประสบภัยและความรู้ความสามารถในการใช้ไฟฟ้าได้ยาก
- ไม่ควรใช้บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ด้วยตัวเองโดยไม่ได้รับความอนุญาตจากบุคคลอื่น
- ไม่ควรให้เด็กใช้งานเครื่องนี้ เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้กินอุปกรณ์นี้ไป

32 ภาษาไทย

การใช้เครื่องบันดัดซักษาโรค

InfraCare เป็นเครื่องบันดัดด้วยความคุณภาพที่ อาจใช้บันดัดอาการต่อไปนี้:

- บันดัดอาการปวดกล้ามเนื้อชักคราฟเรื้อรัง กล้ามเนื้อเกร็งหรือชัก
- บันดัดอาการปวดหลังลุกยืนล่าง

การบันดัดทั่วๆ

คุณสามารถได้ใช้ InfraCare เพื่อ :

- การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
- การเติมเต็มผ่อนคลาย

หมายเหตุ: หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลิตต่อสุขภาพ สามารถติดตามได้ที่ www.philips.com โดยใช้คำสืบค้น InfraCare (รูปที่ 5)

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน

- 1 คลายสายไฟที่หลักของเครื่องออก
- 2 วางเครื่องบนพื้นเรียบและมั่นคง โดยปราศจากสิ่งของวางเกะกะรอบๆ ตัวเครื่องมีระยะห่างประมาณ 15 ซม. หันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมีความร้อนมากเกินไป (รูปที่ 6)
คุณสามารถใช้ชุดเครื่องไฟได้โดยเครื่องหันด้านหลังต่อไปนี้
 - ในการบันดัดอาการปวดไฟล์หรือปวดคอหือบหรือปวดส่วนบนของหลัง ให้วางเครื่องบนโต๊ะ ปรับโถนไฟโคนไปข้างหลัง และนั่งบนเก้าอี้หรือเก้าอี้มีเม็ดพัก โดยหันหลังให้ลดลงไฟ (รูปที่ 7)
 - ในการบันดัดอาการปวดหลังลุกยืน ให้วางเครื่องบนโต๊ะเข้ามามากกว่า 15 ซม. จากนั้นนั่งในเก้าอี้มีเม็ดพัก โดยหันหลังให้หลอดไฟ (รูปที่ 8)
 - ในการบันดัดอาการปวดหัวคอ ให้วางเครื่องบนโต๊ะ จากนั้นนั่งในเก้าอี้ (รูปที่ 9)
 - ในการบันดัดอาการปวดน่อง ให้วางเครื่องบนพื้น และปรับโถนไฟโคนไปข้างหลัง และนั่งบนเก้าอี้หรือเก้าอี้มีเม็ดพัก (รูปที่ 10)
- 3 ในการปรับเกลียวทางของล้ำแสง ให้เลี้ยวคอมไฟไปทางด้านหน้าหรือด้านหลัง (รูปที่ 11)
- 4 นั่งหรือนอนในระยะห่างจากเครื่องที่เหมาะสม
 - ระยะห่างจากจุดที่วางเครื่อง 25-30 ซม. เครื่อง InfraCare จะบันดัดไฟในพื้นที่ประมาณ 30 ซม. x 20 ซม. (กว้าง x สูง) เมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น พื้นที่บันดัดและพื้นที่ล้ายแสงไฟจะกว้างขึ้น ดังนั้นความร้อนของแสงจะลดลง และเมื่อระยะห่างลดลง พื้นที่บันดัดและพื้นที่ล้ายแสงไฟจะลดลง ดังนั้นความร้อนของแสงจะเพิ่มขึ้น
 - ตรวจสอบว่าระยะห่างระหว่างร่างกายของคุณกับตัวเครื่องมีความพึงพอที่จะป้องกันไฟให้ส้มเผาบุฟลอดหรือร้อนจัดโดยไม่ต้องไป
 - เลือกระยะห่างที่คุณสัมผัสถความร้อน ในระดับที่รู้สึกสบายและเพิ่มระยะห่างหากรู้สึกร้อนเกินไป

ห้ามมองที่แสงของหลอดไฟโดยตรง ควรหันมาดูไว้ขณะเปิดเครื่อง

หมายเหตุ: หลังจากได้เครื่อง อีกหลายอาทิตย์ ภาระดับความร้อนของตัวเครื่องจะถึงจุดสูงสุด ซึ่งไม่ได้มีหมายความว่า เครื่องไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาความร้อน ขอการเปิดเครื่อง

ระยะเวลาการบันดัด

ระยะเวลาการบันดัดต้องอยู่ที่สูง ให้รักษาบันดัดและประคบรักษารักษาบันดัด การบันดัดกล้ามเนื้อหือบห้อคือตัวชี้วัดภาวะไข้และไข้ต่ำ 15 นาที สามารถทำ "พื้นที่ห้องน้ำ" ให้หลักเรื่องในห้องน้ำหากจำเป็น การบันดัดโดยใช้ชุดน้ำตกกว่า 15 นาทีไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณสามารถทำชุดเครื่องซ้อมของการรักษาความร้อนในห้องน้ำได้ ยกเว้นกรณีที่คุณทำตามค่าแนะนำที่ให้ในล่วง "ค่าเฉลี่ย" ในบท "ข้อควรจำ"

การใช้งานเครื่อง InfraCare

- 1 เลี้ยงปลั๊กไฟเข้ากับเดรับบันพนัง
- 2 กดปุ่มเปิดปิด เพื่อเปิดเครื่อง
- 3 หลังการใช้งาน ให้กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่อง

การทำความสะอาด

ลอกน้ำลึกไฟออกแล้วปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 15 นาทีก่อนทำความสะอาดเครื่อง

ห้ามใช้ผ้าอุปกรณ์ที่มีความคม หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น น้ำมัน หรืออะซีโนในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เป็นอันขาด

- 1 ทำความสะอาดโดยไฟและฐานเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด ห้ามปล่อยให้น้ำเข้มข้าสู่ตัวเครื่อง
- 2 คุณสามารถทำความสะอาดภายในของฟิลเตอร์ด้วยผ้านุ่มที่ชุบเมทิลแอลกอฮอล์ได้

การจัดเก็บ

ไม่ควรให้แสงไฟส่องผสโณตแห้งกรองเมื่อแห้งกรองร้อน

- 1 ถอดปลั๊กไฟออกแล้วปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 15 นาทีก่อนจัดเก็บเครื่อง
ยกหรือหันเครื่องด้วยตัวน้ำหนักของเครื่องเอง (รูปที่ 12)
- 2 จัดเก็บเครื่อง InfraCare ในที่แห้ง

การเปลี่ยนอะไหล่

แผ่นกรอง

필เตอร์จะป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับแสงที่ไม่พึงประสงค์

หากฟิลเตอร์เสียหายหรือแตกหัก หยุดใช้งานทันที ควรติดต่อสอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการลูกค้า Philips

หมายเหตุ: หากฟิลเตอร์แตกหักหรือเสียหาย ในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips เพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่

หลอดไฟ

ประสาทวิภาคของหลอดไฟไม่ได้ลดลงตามเวลาการใช้งาน

ในการดูที่หลอดไฟไม่ทำงาน ควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips เพื่อคำแนะนำการแก้ไขให้ไม่ควรเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวคุณเอง

หมายเหตุ: หากหลอดไฟไม่ทำงานในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน ไม่ควรเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวคุณเอง ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips เพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่

การรีไซเคิล

ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะลำหัวบ้านที่ไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อม

การรับประกันและสนับสนุน

หากคุณต้องการข้อมูลหรือการสนับสนุน โปรดเข้ามายังเว็บไซต์ www.philips.com/support หรืออ่านข้อมูลจากเอกสารแห่งนี้ทั้งหมดเพื่อแก้ไข เกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก

การแก้ปัญหา

หากน้ำดื่รั่วรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ หากน้ำไม่สามารถแทรกไปปัญหาตามข้อมูลด้านล่างที่ให้มาได้ โปรดตรวจสอบว่าคุณที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศไทยของคุณ

| ปัญหา | สาเหตุที่เป็นไปได้ | การแก้ปัญหา |
|--------------------|---|---|
| เครื่องไม่ทำงาน | ไม่ได้สิบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับอย่างถูกต้อง | สิบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับบนแผงให้ถูกต้อง |
| ไฟดับ | | ไอลอสเซบปลั๊กไฟเครื่องใช้ชนิดดับเพื่อตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้า |
| หลอดไฟชำรุดเสียหาย | | ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips |
| สายไฟชำรุด | | หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัท Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือบุคคลที่ผ่านการรับรองจาก Philips ดำเนินการเปลี่ยนให้โดยที่ถูกต้อง |

34 ภาษาไทย

ข้อมูลจำเพาะ

| | |
|---|--|
| ชื่อ | HP3621 |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลท์) สิงโพรี/ยูโรป/ปานามา/รอน/สหราชอาณาจักร/เยอรมนี/ออร์เดน | 230 |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลท์) จีน/อ่องกง/ไกกาหรี/ราชอาณาจักรชาติอิหร่าน (KSA)/เลบานอน | 220 |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลท์) มาเลเซีย/กาตาร์ | 240 |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลท์) ไต้หวัน | 110 |
| คลื่นความถี่ (Hz) จีน/มาเลเซีย/สหราชอาณาจักร/เยอรมนี/ออร์เดน/เลบานอน/อ่องกง/สิงโพรี/ยูโรป | 50 |
| คลื่นความถี่ (Hz) เกาหลี/ไต้หวัน/ราชอาณาจักรชาติอิหร่าน (KSA) | 60 |
| อินพุตกำลังไฟ (วัตต์) | 200 |
| Class | II (ห้องควบคุมสองชั้น) |
| การจัดประเภท | ไม่มีการจัดประเภท |
| มาตรฐานกันน้ำ | IPX0 |
| ชนิด IR | IR-A/B/C |
| การอับสั้งสี (W/m ²) | ประมาณ 750 |
| ขนาด (หน่วย เซนติเมตร) | 30x20 |
| ชนิดแบตเตอรี่ | ไม่มี |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | |
| อุณหภูมิ | ตั้งแต่ +10°C ถึง +35°C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ตั้งแต่ 30% ถึง 90% |
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | |
| อุณหภูมิ | ตั้งแต่ -20°C ถึง +50°C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ตั้งแต่ 30% ถึง 90% (โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาหยอดน้ำ) |

คุณสามารถยกหัวบันดาลใจ, รายการขึ้นส่วนและข้อมูลทางเทคโนโลยีฯ ได้ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ คุณควรร่วมมือในการดำเนินการในกระบวนการของสถานะไฟฟ้า ไฟฟ้า หรือการรับทราบข้อมูลอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเครื่องมือกับอุปกรณ์อื่นๆ

目錄

| | |
|-------|----|
| 簡介 | 35 |
| 一般說明 | 35 |
| 重要事項 | 35 |
| 使用本產品 | 36 |
| 清潔 | 38 |
| 收納 | 38 |
| 更換 | 38 |
| 回收 | 38 |
| 保固與支援 | 38 |
| 疑難排解 | 38 |
| 規格 | 39 |

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

使用 InfraCare，您可以在家中舒適地治療肌肉和關節問題，並減緩肌肉或關節疼痛。本產品如同太陽，會散發出紅外線。特殊的濾鏡只會讓可達到治療與舒緩效果的光線通過。InfraCare 也可用於放鬆或按摩前準備。

一般說明 (圖 1)

1 紅外線鹵素燈

2 濾鏡

3 開關按鈕

4 機座

5 可調整角度燈罩

6 握把

重要事項**一般**

- InfraCare 機體所標示的各種符號意義如下：

- 1 此符號警告您遠離發熱表面。(圖 2)
- 2 此符號表示使用本產品前需詳閱使用說明。請保存使用說明以供日後參考。(圖 3)
- 3 此符號表示本產品採用雙重絕緣 (Class II)。(圖 4)
- 本產品符合醫療器材指令 MDD93/42/EEC 規定。

危險

- 水碰到電會產生危險！本產品不可於潮濕處使用 (如浴室內、淋浴間或游泳池附近)。
- 請勿讓水進入或濺到本產品。

警示

- 在您連接電源之前，請檢查本地的電源電壓是否與產品所標示的電壓相符。
- 如果電線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。
- 產品電源打開後，不可無人看管。
- 本產品不適合供下列人士使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 不宜讓孩童使用本產品。請勿讓孩童將本產品當成玩具。

- 本產品專門用於治療肌肉與關節的疼痛及僵硬，而非用於治療腹部、面部和其他種類之疼痛。
- 為避免皮膚過熱，請避免以極近的距離進行治療。其熱度在整個療程應令您感到舒適。
- 為避免對視力造成危害，產品啟動時，請勿直視燈光。
- 進行療程時不可睡著。
- 請避免療程部位在進行治療之後立即冷卻降溫。
- 進行 6 到 8 次治療後若症狀沒有獲得改善，應先停用本產品，並諮詢您的醫師。
- **InfraCare 治療的禁忌：**
- 若您患有心臟病、急性炎症疾病、血栓症、凝血功能異常、腎上腺功能抑制、全身性紅斑性狼瘡或惡性疾病等重症，請務必先諮詢醫師再使用本產品。
- 如果您對紅外線過敏或有水腫的情況，請勿使用本產品。如有疑慮，請諮詢您的醫師。
- 如果您因疾病 (例如末期糖尿病) 而對於紅外線輻射和熱能或止痛藥的使用無反應，請勿使用本產品。如有疑問，請諮詢您的醫師。
- 如果您患有髓鞘脫失相關病症，例如腕隧道症候群、多發性硬化症和尺神經病變，請勿使用本產品。如有疑問，請諮詢您的醫師。
- 如果您體內有植入裝置，尤其若該裝置位在鄰近治療部位的區域，請勿使用本產品。如有疑問，請諮詢您的醫師。
- 如果您目前懷孕，請勿使用本產品來治療靠近腹部或後背的區域，以免這些區域溫度過熱。如有疑問，請諮詢您的醫師。
- 如皮膚出現紅腫發炎，請勿使用本產品，因為熱會使不適感加劇。如有疑問，請諮詢您的醫師。
- 請勿在受損或受刺激的皮膚或傷口上使用本產品。如有疑問，請諮詢您的醫師。
- 若您最近曾對身體某區域使用局部抗刺激劑 (含薄荷醇等物質的乳膏或軟膏)，請勿在該區域使用本產品，因為這可能造成輕微的發炎反應。

警告

- 如果供應產品電力的電源插座接頭不良，產品插頭會發熱。請確定將產品插入接頭良好的插座。
- 不可重擊本產品。
- 使用完畢或停電時，務必將產品電源線拔下。
- 產品應放置在平穩表面上，並確定與四周至少保持 15 公分的距離，以避免過熱。
- 請勿在室溫低於 10° C 或高於 35° C 的室內使用本產品。
- 使用時，請確定產品背面的通風口保持通風。
- 本產品開啟後，請勿將布或衣物等物品覆蓋至產品之上。
- 本產品具有自動防止過熱功能。若散熱不佳時 (如因為通風口被遮蓋)，裝置會自動關閉。請拔掉裝置插頭並排除過熱原因。待裝置冷卻便可再次啟動。如果要這麼做，請重新插上插頭再按下電源開關即可。
- 進行清潔或收納產品之前，請先讓產品冷卻約 15 分鐘。
- 如果您剛游完泳或剛淋浴，在使用本產品前，請確實將身體擦乾。
- 當濾鏡損壞、破損或不見時，切勿使用產品。

電磁波 (EMF)

本飛利浦產品符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。

使用本產品

InfraCare 的效果

InfraCare 會產生紅外線，可進入深層皮膚並暖和人體組織。紅外線的溫熱可調節傳送到人腦的神經信號，從而減輕疼痛。它也會刺激血液循環並擴張血管，加快重建與滋養人體組織必要物質之運輸。此外，紅外線會加速新陳代謝過程和人體內廢棄物質的排除。由於紅外線的溫熱使組織可塑性更高，因此也能減少僵硬程度，讓關節變得更有彈性。因為具備這些效果，InfraCare 療程可暫時舒緩因肌肉和關節問題所引發的疼痛。

注意：使用本產品前，請閱讀「重要事項」單元的「警示」一節，並依照其內容指示進行操作。

使用方法

治療應用

InfraCare 是一種局部熱療產品。其可能的治療用途為：

- 治療間歇性或慢性的肌肉酸痛、肌肉及關節僵硬。
- 治療腰酸背痛。

其他用途

您也可以針對下列目的使用 InfraCare：

- 肌肉放鬆
- 按摩前準備

注意：如需更多保健效果的資訊，請造訪 www.philips.com，搜尋關鍵字

InfraCare (圖 5)

使用前準備

1 將電源線完全拉出。

2 產品應放置在平穩表面上，並確定與周圍至少保持 15 公分的距離，以避免過熱。(圖 6)

本產品可以有多種使用方式。以下提供一些範例供您參考。

- 若要治療肩膀、頸部酸痛或上背酸痛，請將產品放在桌面上並將燈罩往後傾斜。坐在椅子或板凳上，背部朝向燈光。(圖 7)
- 若要治療下背疼痛，請將產品放在桌面上，椅子靠著桌子，然後坐在椅子或板凳上，背部朝向燈光。(圖 8)
- 若要治療手肘酸痛，請將產品放在桌面上，然後靠桌坐著。(圖 9)
- 若要治療小腿酸痛，請將產品放在地板上，燈罩向後傾斜，然後坐在椅子或板凳上。(圖 10)

3 將燈罩向前或向後傾斜來調整光束方向。(圖 11)

4 坐著或躺著時，與產品之間應保持適當的距離。

- 與身體距離 25 到 30 公分時，InfraCare 的治療範圍約為 30 公分 x 20 公分 (寬 x 高)。距離更遠時，治療範圍會變大，但紅外線及熱度會較低。距離更短時，治療範圍較小，但紅外線及熱度也會增強。
- 請確定您身體與產品間有足夠距離，不會意外碰觸高溫的濾鏡。
- 選擇感覺溫度最舒服的距離，如果熱度變得太高，請增加距離。

產品開啟時，請勿直視燈光。雙眼應閉上。

注意：本產品產生的熱能在開啟電源數分鐘後，才會達到其最高強度。但這不代表產品在這前面幾分鐘時間內無效。

療程時間

治療的持續時間取決於治療類型和治療接受者。治療單一肌肉或關節應持續約 15 分鐘。

必要時，您可在一天內重複進行多次治療。療程超過 15 分鐘者，其效果不一定更好。

您可以連續多日重複進行一套含多項療程的例行程序，以見其效。如果在 6 到 8 次治療後未見改善，請停止使用本產品並諮詢您的醫師。若為慢性問題，只要能依照「重要事項」單元「警示」一節中的指示，便能延長療程的時間。

使用 InfraCare

1 將電源插頭插入電源插座。

2 按下開關按鈕，開啟產品電源。

3 使用後，請按開關按鈕以關閉產品電源。

清潔

拔掉產品電源插頭後，應先讓它冷卻約 15 分鐘，再進行清潔。

絕對不可使用鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔本產品。

1 用沾濕的布清潔燈罩與燈座。請勿讓水流入產品內。

2 您可以使用軟布沾些甲基化酒精，清潔濾鏡外部。

收納

當濾鏡處於高溫時，請勿讓電源線碰到濾鏡。

1 拔掉產品電源插頭後，應先讓它冷卻約 15 分鐘，再進行收納。

- 請務必使用握把來提起或搬動產品。(圖 12)

2 InfraCare 應置於乾燥處。

更換

濾鏡

濾鏡可保護您避免暴露於刺眼的光線下。

如果濾鏡損壞或破損，請停止使用本產品。請洽詢飛利浦客戶服務中心。

注意：如果濾鏡在保固期限內破裂或損壞，請洽詢飛利浦客戶服務中心以更換產品。

燈

本燈泡的效用不會隨使用時間而減損。

如果燈泡發生故障，請勿嘗試更換。請洽詢飛利浦客戶服務中心。

注意：如果燈泡在保固期限內故障，請洽詢飛利浦客戶服務中心以更換產品。

回收

本產品使用壽命結束時，請勿隨一般家庭廢棄物一併丟棄。請將本產品送至政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。

保固與支援

如果您需要資訊或支援，請造訪：www.philips.com/support，或另行參閱全球保證書。

疑難排解

本單元概述您使用本產品時最常遇到的問題。如果您無法利用以下資訊解決您遇到的問題，請造訪 www.philips.com/support 查看常見問題清單，或聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心。

| 問題 | 可能原因 | 解決方法 |
|---------|----------------|---|
| 產品無法開啟。 | 插頭沒有正確插入電源插座中。 | 將插頭正確地插入插座。 |
| | 發生停電。 | 連接其他產品以檢查電源供應器是否運作正常。 |
| | 燈泡故障。 | 聯絡飛利浦客戶服務中心。 |
| | 電源線損壞。 | 如果電線損壞，必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。 |

規格

| | |
|---|-----------|
| 型號 | HP3621 |
| 額定電壓 (V) 新加坡/歐洲/巴林/阿拉伯聯合大公國/約旦 | 230 |
| 額定電壓 (V) 中國/香港/韓國/沙烏地阿拉伯王國 (KSA)/黎巴嫩 | 220 |
| 額定電壓 (V) 馬來西亞/卡達 | 240 |
| 額定電壓 (V) 台灣 | 110 |
| 額定頻率 (Hz) 中國/馬來西亞/阿拉伯聯合大公國/巴林/卡達/約旦/黎巴嫩/香港/新加坡/歐洲 | 50 |
| 額定頻率 (Hz) 韓國/台灣/沙烏地阿拉伯王國 (KSA) | 60 |
| 額定輸入功率 (W) | 200 |
| 級別 | II (雙重絕緣) |
| 分類 | 未分類 |
| 防水等級 | IPX0 |
| IR 類型 | IR-A/B/C |
| 強度 (W/m) | 約 750 |
| 範圍尺寸 (以 cm 計算) | 30x20 |
| 電池種類 | 不適用 |

作業條件

| | |
|------|-------------------|
| 溫度 | 從 +10° C 到 +35° C |
| 相對濕度 | 從 30% 到 90% |

保存條件

| | |
|------|-------------------|
| 溫度 | 從 -20° C 到 +50° C |
| 相對濕度 | 從 30% 到 90% (無凝結) |

電路圖、零組件清單及其他技術資料說明均索取提供。

使用本產品時，您應該採取預防措施，避免本產品與其他產品之間產生電磁干擾或其他類型干擾。

目录

| | |
|-----------|----|
| 简介 | 40 |
| 基本说明 | 40 |
| 注意事项 | 40 |
| 使用本产品 | 41 |
| 清洁 | 43 |
| 存储 | 44 |
| 更换 | 44 |
| 回收 | 44 |
| 保修和支持 | 44 |
| 故障种类和处理方法 | 44 |
| 规格 | 44 |

简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，

请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

借助 InfraCare 红外线治疗仪，您可以轻松治疗肌肉和关节问题，在家舒缓肌肉和关节疼痛。本产品能像太阳一样放射红外线。特殊的滤光器仅允许有治疗效果的光线通过，确保有效治疗。InfraCare 红外线治疗仪也可以用于放松或用作按摩前的准备。

基本说明 (图 1)

- 1** 红外卤素灯
- 2** 过滤网
- 3** 开/关按钮
- 4** 底座
- 5** 可调整角度的灯罩
- 6** 手柄

注意事项**概述**

- InfraCare 红外线治疗仪上的符号含义如下：
- 1 此符号警告您注意高温的表面。（图 2）
- 2 此符号表示您在使用产品前必须仔细阅读用户手册。请保留用户手册以备将来参考。（图 3）
- 3 此符号表示此产品双重绝缘（II 级标准）（图 4）
- 本产品符合 MDD93/42/EEC 标准。

危险

- 水与电接触是危险的！因此切勿将产品在潮湿的环境中使用（如在浴室或接近淋浴、游泳池附近使用）。
- 切勿让水进入产品或溅到产品表面。

警告

- 在将产品连接电源之前, 请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由飞利浦、飞利浦特约维修中心或有同等维修资格的专业人员来进行更换。
- 打开电源后, 本产品不得无人看管。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 小孩不宜使用该产品。应照看好儿童, 确保他们不玩耍本产品。
- 本产品适用于治疗肌肉和关节疼痛以及肌肉和关节僵硬, 但不可用于照射腹部、面部和其他各种疼痛。
- 要防止皮肤变得过热, 请避免照射距离过近。在整个照射过程中, 热度应以感觉舒适为宜。
- 为防止伤害眼睛, 打开灯后, 请勿直视光源。
- 在使用期间, 切勿入睡。
- 在治疗之后, 避免照射区域过快冷却。
- 如果 6-8 次的治疗之后无任何效果, 请停止使用本产品并咨询医生。
- 有关 InfraCare 红外线治疗仪照射的禁忌:
 - 如果您患有严重的疾病, 例如心脏病、急性炎症疾病、血栓症、凝血障碍、肾上腺功能抑制、全身红斑性狼疮或恶性疾病, 则在咨询医生意见之前, 请不要使用本产品。
 - 如果您对红外线神经过敏或如果患有水肿, 请不要使用本产品。如有疑问, 请咨询您的医生。
 - 如果由于疾病(如重度糖尿病)或使用止痛药使您对红外线照射和热度感觉迟钝, 请不要使用本产品。如有疑问, 请咨询您的医生。
 - 如果您患有有关脱髓鞘性神经炎的疾病, 例如腕骨神经综合症、多发性硬化症和尺骨神经病变, 请不要使用本产品。如有疑问, 请咨询您的医生。
 - 如果您有植入式设备, 尤其是在该设备位于照射区域附近的情况下, 请不要使用本产品。如有疑问, 请咨询您的医生。
 - 如果您怀有身孕, 请不要在靠近您的腹部的照射区域或腰部使用本产品, 以免这些区域过热。如有疑问, 请咨询您的医生。
 - 如您患有肿瘤或炎症, 请不要使用, 热力可能会恶化病情, 如果有疑问, 可咨询医生。

- 请不要在受伤或发炎的皮肤或伤口上使用本产品。如有疑问，请咨询您的医生。
- 请不要在刚刚涂抹了局部抗刺激药物（含薄荷的药膏或软膏）的照射区域使用本产品，否则会导致轻微发炎。

警告

- 如果连接产品的插座接触不良，则产品的插头会变得很热。确保您所连接的插座接触良好。
- 请勿让本品受到剧烈震动。
- 使用后，或出现电源故障时，必须将插头拔下。
- 应将产品放在平稳的水平表面。确保周围有至少 15 厘米的空间，以免过热。
- 切勿在室温低于 10° C 或高于 35° C 的房间使用。
- 确保产品背面的通风口在使用时是打开的。
- 打开产品后，请勿在产品上覆盖布或衣服等物品。
- 产品装有过热自动保护装置。如果产品冷却不良（如：散热口被覆盖），则产品自动断电。请拔下产品插头并排除过热的原因。待产品冷却后，则产品可再次通电。要让产品重新通电，则需重新插接产品电源并按 on/off 开关。
- 在清洁或储藏产品之前，必须先将产品冷却大约 15 分钟。
- 如果您刚刚游泳回来，或刚刚淋浴过；则应先将皮肤擦干，再使用本产品。
- 一旦滤光器损坏，破损或丢失，则产品就不能使用。

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

使用本产品

InfraCare 红外线治疗仪的作用

InfraCare 红外线治疗仪产生的红外线光可渗入皮肤深层，加热皮肤组织。热力可调节向大脑发送的神经信号，从而缓解疼痛。热力也可以刺激血液循环，使血管扩张，进而加快输送复原和滋养人体组织所必需的物质。此外，红外线还可加快新陈代谢的过程和人体废物的排出。由于能够改善组织的韧性，因此热力也能缓解肌肉僵直，改善关节的灵活性。由于具有上述功效，InfraCare 红外线治疗仪照射能够暂时缓解由肌肉和关节问题引起的疼痛。

注意：在使用本产品之前，请阅读“注意事项”一章中的“警告”部分内容，并按照其中提供的说明执行操作。

应用

治疗应用

InfraCare 红外线治疗仪是一种局部热力治疗产品。可能的治疗应用：

- 缓解急性或慢性肌肉酸痛和关节肌肉僵硬。
- 缓解腰痛。

其他应用

您也在将 InfraCare 红外线治疗仪用于以下目的：

- 放松肌肉
- 按摩前准备

注意：如需了解有关本产品健康益处的更多信息，请访问：www.philips.com，搜索关键字 InfraCare 红外线治疗仪（图 5）

使用准备

1 将电源线完全解开。

2 应将产品放在稳定，水平的表面，并确保周围有至少 15 厘米的空间，以免过热。
(图 6)

产品有各种不同的使用方法，下面您将了解到其中一些例子。

- 要照射酸痛的肩膀，或酸痛的颈部或背部的上半部分，可将产品放在桌子上，将灯罩向后倾斜，然后坐在椅子或凳子上，背对灯即可。（图 7）
- 要照射背部的下半部疼痛区域，可以将产品放在椅子旁边的桌上，然后坐在椅子或凳子上，背对灯即可。（图 8）
- 要照射肘痛，将产品放在桌子上，在旁边坐下即可。（图 9）
- 要照射酸痛的小腿，可以将产品放在地板上，将灯罩向后倾斜，坐在椅子或凳子上即可。（图 10）

3 调整灯光的角度时，可向前或向后倾斜灯罩。（图 11）

4 在离产品适当的距离处坐下或躺下。

- 在离身体 25-30 厘米处，InfraCare 红外线治疗仪可照射 30 厘米宽，20 厘米长的面积（宽 × 长）。距离越远，照射的面积越大；但红外光线及其热量也越小。距离越近，照射的面积越小；但红外光线及其热量也越大。
- 确保身体与产品的距离不要太近，以免不慎接触到灼热的滤光器。
- 选择一段距离，以热度感觉舒适为宜，并在热力太强时增加距离。

打开灯后，请勿直视光源。并闭上眼睛。

注意：在产品接通电源后几分钟之后，才能达到最大热度。但这并不意味着产品在最初几分钟之内是没有效果的。

照射时间

照射时间取决于使用者和使用类型。每次照射肌肉或关节应持续大约 15 分钟。照射超过 15 分钟并不会带来更好的效果。您可以连续几天重复一天照射几次，以获得某种效果。如果 6-8 次照射之后症状没有好转，应停止使用本产品并咨询您的医生。对于慢性病问题，只要不违反“注意事项”一章中的“警告”事项，便可长期使用本产品。

使用 InfraCare 红外线治疗仪

1 将电源插头插入插座。

2 按开/关按钮启动产品。

3 使用后，按开关按钮关闭产品。

清洁

清洁产品之前，必须先将产品插头拔下并冷却大约 15 分钟。

不要使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁本产品。

1 可用湿布擦拭灯罩和基座。切勿让任何水进入产品。

2 可用软布喷一些工业酒精擦拭滤光器的外表面。

存储

滤光器未冷却时，不要让电源线接触到滤光器。

1 存放本产品之前，必须先将产品插头拔下并冷却大约 15 分钟。

- 拿起或搬运产品时，必须手持产品的手柄。（图 12）

2 将 InfraCare 红外线治疗仪储藏在干燥的地方。

更换

过滤网

滤光器保护人免受不需要的光线照射。

如果滤光器破损或损坏，请勿再使用本产品。要了解更多信息，请联系飞利浦客户服务中心。

注意：如果在保修期内滤光器破损或损坏，您可以联系飞利浦客户服务中心以更换产品。

灯管

灯管的作用在可工作期间会一直保持。

如果灯管停止工作，请勿尝试更换灯管。请联系飞利浦客户服务中心以获得更多信息。

注意：如果在保修期内灯管停止工作，请勿擅自更换，您可以联系飞利浦客户服务中心更换产品。

回收

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾扔在一起，应将其交给指定的回收中心，这样做有利于环保。

保修和支持

如果您需要信息或支持，请访问 www.philips.com/support 或阅读单独的全球保修卡。

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

| 问题 | 可能的原因 | 解决方法 |
|--------|--------------|---|
| 产品不工作。 | 插头未正确插入电源插座。 | 将插头正确插入电源插座。 |
| | 存在电源故障。 | 连接其他产品以检查电源是否正常。 |
| | 灯管有故障。 | 联系飞利浦客户服务中心。 |
| | 电源线损坏。 | 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。 |

| 规格 | |
|--|-------------------|
| 型号 | HP3621 型 |
| 额定电压 (伏) 新加坡/欧洲/巴林/阿拉伯联合酋长国/约旦 | 230 |
| 额定电压 (伏) 中国/香港/韩国/沙特阿拉伯王国 (KSA)/黎巴嫩 | 220 |
| 额定电压 (伏) 马来西亚/卡塔尔 | 240 |
| 额定电压 (伏) 台湾 | 110 |
| 额定频率 (赫兹) 中国/马来西亚/阿拉伯联合酋长国/巴林/卡塔尔/约旦/黎巴嫩/香港/新加坡/欧洲 | 50 |
| 额定频率 (赫兹) 韩国/中国台湾/沙特阿拉伯王国 (KSA) | 60 |
| 额定输入功率 (瓦) | 200 |
| 级别 | II (双重绝缘) |
| 分类 | 未分类 |
| 入水口 | IPX0 |
| IR 类型 | IR-A/B/C |
| 辐照度 (瓦/平方米) | 大约 750 |
| 场尺寸 (平方厘米) | 30x20 |
| 电池类型 | 不适用 |
| 操作条件 | |
| 温度 | 从 +10° C 到 +35° C |
| 相对湿度 | 从 30% 到 90% |
| 存储条件 | |
| 温度 | 从 -20° C 到 +50° C |
| 相对湿度 | 从 30% 到 90% (非压缩) |

根据需求提供电路图、零部件列表和其它技术说明。

作为本产品的用户，您应采取措施防止本产品和其它产品之间出现电磁干扰或其它类型的干扰。

شرایط نگهداری

از -۲۰ تا +۵ درجه سلسیوس

درجه حرارت

از -۳۰ تا %۹۰ (بدون جمع شدن آب)

رطوبت نسبی

دیگر امکانات مدار، لیستهای قطعات دستگاه و سایر اطلاعات فنی در صورت درخواست موجود می باشند.
به عنوان گاریر این دستگاه، باید اقدامات لازم را برای پیشگیری از ایجاد تداخل الکترومغناطیس یا تداخلات دیگرین این دستگاه
و سایر دستگاهها انجام دهید.

ضمانت و پشتیبانی

اگر به اطلاعات یا پشتیبانی نیاز دارید لطفاً به سایت اینترنت www.philips.com/support مراجعه کنید یا برگه جدالانه ضمانت جهانی را مطالعه کنید.

عیب پایی

این فصل مشکلات معمول گه هنگام استفاده از دستگاه با آن مواجه می شود را بطور خلاصه تشریح می کند. اگر نتوانستید با اطلاعات زیر مشکل را حل کنید برای مشاهده لیست سوالات معمول به نشانی www.philips.com/support مراجعه کنید یا با مرکز مراقبت از مشتری در کشور خود تماس بگیرید.

| مشکل | علت احتمالی | راه حل |
|---|--|------------------|
| دستگاه روشن نمی شود. | دوشاخه دستگاه بطور صحیح دوشاخه را به روش صحیح به پریزوصل کنید. | برق قطع می باشد. |
| با مرکز مراقبت از مشتری Philips تماس بگیرید. | دستگاه دیگری را به پریزوصل کنید تا مطمئن شود که برق وجود دارد. | چراغ معیوب است. |
| اگر سیم برق صدمه دیده باشد باید Philips یا مرکز خدمات مجازات سیم برق صدمه دیده است. | شرکت Philips یا افرادی تایید شده دیگر برای اجتناب از ایجاد خطأ تعویض نمایند. | |

مشخصات

| مدل | HP3621 |
|---------------------------|--|
| ولتاژ درجه بندی شده (V) | ستگاپور/اروبا/بحرين/امارات متحده عربی/اردن |
| ولتاژ درجه بندی شده (V) | چین/هنگ کنگ/کره/عربستان سعودی (KSA)/لبنان |
| ولتاژ درجه بندی شده (V) | مالزی/ قطر |
| ولتاژ درجه بندی شده (V) | تایوان |
| فرکانس درجه بندی شده (Hz) | چین/مالزی/امارات متحده عربی/بحرين/قطر/اردن/لبنان/هنگ کنگ/سنگاپور/اروبا |
| فرکانس درجه بندی شده (Hz) | کره/تایوان/عربستان سعودی (KSA) |
| درجه بندی قدرت ورودی (W) | درجه بندی دوبل (W) |
| دسته بندی | کلاس II (اعیان بندی دوبل) |
| اجازه ورود آب | IPX0 |
| نوع IR | IR-A/B/C |
| (W/m ²) | حدود ۷۵. |
| (cm ²) | ۲۰۴۲. |
| نوع یاتری | کاربرد ندارد |

شرطی عملکرد

| | |
|------------|-----------------------|
| درجه حرارت | ۱۰ تا +۳۵ درجه سلسیوس |
| رطوبت نسبی | %۹۰ تا %۳۰ |

طول درمان به نوع درمان و فردی که باید درمان شود بستگی دارد. درمان یک عضله یا مفصل طی ۱۵ دقیقه باید انجام شود. در صورت لزوم، درمان باید چند بار در روز تکرار شود. زمان درمان طولانی تراز ۱۵ دقیقه باعث کسب نتیجه بهتر نخواهد شد. من توانید دوره چند مرحله ای درمانی روزانه را برای گرفتن نتیجه برای چند روز متوالی انجام دهید. آگر پس از ۶ تا ۸ جلسه درمان بهبودی حاصل نشود، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با پنچشک مشورت نمایید. برای دردهای مزمن، باید از دستگاه برای زمان طولانی تراستفاده کرد. این کار را باید بر اساس دستورالعملهای ارائه شده در بخش "هشدار" در فصل "مهم" انجام دهید.

استفاده از InfraCare

- ۱ دو شاخه برق را به پریز وصل کنید.
- ۲ دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید.
- ۳ دستگاه را بعد از استفاده با فشاردادن دکمه روشن/خاموش، خاموش کنید.

تمیز کردن

قبل از تمیز کرن دستگاه، همیشه دو شاخه آن را از پریز خارج کنید و بگذارید به مدت ۱۵ دقیقه سرد شود. هرگزار صفحات ساینده، مواد پاک کننده ساینده یا مایعات قوی مانند بنزین یا استن برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

- ۱ محفظه چراغ و پایه را با پارچه مطبوب تمیز کنید. اجازه ندهید که آب وارد دستگاه شود.
- ۲ می توانید خارج دستگاه را با یک فیلترو یک تکه پارچه نرم که قدری مایع دارای متل روى آن ریخته شده است، تمیز کنید.

نگهداری

اجازه ندهید که سیم برق با فیلتر هنگامی که فیلتر راغ است تماس حاصل کند.

- ۱ دو شاخه دستگاه را از پریز بپرسید و قبل از انبار کردن آن اجازه ندهید تا دستگاه به مدت ۱۵ دقیقه خنک شود.
- همیشه دستگاه را از دستگیره بلند کرده یا حمل کنید (شکل ۱۲).
- ۲ InfraCare را در مکان خشک نگهداری کنید.

تعویض

فیلتر

فیلتر باعث می شود نور ناخواسته تشعیش نکند.

اگر فیلتر صدمه دیده است، دیگر از دستگاه استفاده نکنید. با مرکز مراقبت از مشتری Philips برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

توجه: اگر فیلتر در طول دوره ضمانت خراب شود یا آسیب ببیند، با مرکز مراقبت از مشتری Philips تماس بگیرد تا آن آن تعویض گردد.

چراغ

تائیر چراغ در طول زمان کاهش نمی یابد.

در صورتی که چراغ دیگر کار نکرد، سعی نکنید تا آن را تعویض کنید با مرکز مراقبت از مشتری Philips برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

توجه: اگر چراغ در طول دوره ضمانت خراب شد، تلاش نکنید که خود آن را تعویض کنید بلکه با مرکز مراقبت از مشتری Philips تماس بگیرید تا دستگاه تعویض شود.

بازیابی

محصول را مانند سایر زیاله های خانگی در پایان عمر دستگاه دور نریزید، و آن را در محلهای تعیین شده رسمی بازیافت دور بریزید. با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می کنید.

استفاده از دستگاه

InfraCare اثرات

InfraCare نورمادون قرمزتولید می کند به عصیقاً در پوست نفوذ کرده و باقته را گرم می کند. گرما باعث ارسال سیگنالهای عصبی به مغزشده و به همین خاطر درد کاهش من یابد. گرما همچنین گردش خون را افزایش داده و باعث انساع رگهای خونی می گردد که انتقال مواد لازم برای بازسازی و تغذیه باقتهای بدن را تسريع می کند. بعد از، نورمادون قرمزرنگ متabolیسم را تسريع کرده و زدودن ضایعات از بدن را تسريع می کند. چون اینکار بافت را انعطاف پذیر می کند، گرما گرفتگی را کاهش داده و مفاصل را بیشتر انعطاف پذیر می کند.

به خاطر همین اثرات، درمان با InfraCare می تواند به صورت موقت درد مشکلات عضلانی و مفاصل را کاهش دهد.

توجه: لطفاً بخشن "هشدار" در فصل "مهم" را بخوانید و دستورالعملهای ارائه شده در آنجا را قبل از استفاده از دستگاه انجام دهید.

کاربرد

کاربردهای درمان

InfraCare یک دستگاه گرمایی درمان موضعی می باشد. کاربردهای درمانی ممکن:

- درمان دردهای عضلانی موقت و مزمن، گرفتگی عضلات و مفاصل.
- درمان درد پایین کمر.

سایر کاربردها

همچنین می تواند از InfraCare برای موارد زیر استفاده کنید:

- آرامش بخشیدن به عضلات.
- آماده شدن برای ماساژ.

توجه: برای اطلاعات بیشتر در مورد فواید بهداشتی دستگاه به www.philips.com مراجعه کرده و کلمه InfraCare را جستجو کنید (شکل ۵).

آماده ساختن دستگاه برای استفاده

۱ بطری کامل سیم برق را باز کنید.

۲ دستگاه را روی یک سطح پایدار و تراز قرار دهید و مطمئن شوید که حداقل ۱۵ سانتی متر فاصله دور دستگاه آزاد می باشد تا ازداغ شدن بیش از حد دستگاه جلوگیری بعمل آورید (شکل ۶).

دستگاه را می توان به روشهای مختلف تمیز نمود. در زیر نمونه های ذکر شده است.

- برای درمان شانه آسیب دیده، گردن یا بختش در منطقه بالای کمر، دستگاه را روی میز قرار داده و محفظه چراغ را به عقب خم کنید. روی یک صندل یا چهارپایه بنشینید و سورتی که چراغ پشت شما قرار بگیرید (شکل ۷).
- برای درمان درد پایین کمر دستگاه را روی یک میز در کنار یک صندل قرار دهید. روی یک صندل یا چهارپایه بنشینید و سورتی که چراغ پشت شما قرار بگیرید (شکل ۸).

برای درمان آرژنگ آسیب دیده، دستگاه را روی میز قرار داده و در کنار آن بنشینید (شکل ۹).

برای درمان ماهچه پشت پا، دستگاه را روی گف زمین قرار داده و محفظه چراغ را به طرف عقب بگردانید. روی یک صندل یا چهارپایه بنشینید (شکل ۱۰).

۳ برای تنظیم جهت نور چراغ، محفظه چراغ را به عقب یا جلو خم کنید (شکل ۱۱).

۴ فاصله مناسب با دستگاه را رعایت کرده و بنشینید یا بخوابید.

با در نظر گرفتن فاصله ای بین ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر، منطقه ای حدود ۲×۲ سانتی متر (طول × عرض) را درمان می کند. در فاصله بیشتر، منطقه درمان نشده بزرگتر شده و نورمادون قرمز به همین خاطر اثر گرمایی کمتری خواهد داشت.

در فاصله بیشتر، منطقه درمان شده بزرگتر شده و نورمادون قرمز به همین خاطر اثر گرمایی کمتری خواهد داشت.

مطمئن شوید که فاصله بین بدن و دستگاه به اندازه کافی است تا از تماش تصادف بین یا فیلتر راغ جلوگیری بعمل آورید.

فاصله ای را انتخاب کنید که حرارت مناسب باشد و در صورت که حرارت بین از حد شدید باشد فاصله را افزایش دهید.

هنجام که دستگاه رونش است به نور چراغ نگاه نکنید. چشمان خود را بسته نگاه دارید.

توجه: حرارت دستگاه پس از چند دقیقه که دستگاه را رونش بماند به حداقل خواهد رسید. اما، این بین معنی نیست که دستگاه در چند دقیقه اول اثر نخواهد داشت.

این دستگاه برای استفاده اشخاصی که دارای وضعیت ضعیف جسمانی، حساسیت و یا عقب ماندگی ذهنی و یا عدم داشتن تجربه و درک صحیح از آن هستند نمی باشد، مگر اینکه اینگونه اشخاص تحت آموزش و یا سریرستی توسعه افزایی که مسئولیت حفاظت از آنها را بارند در رابطه با این دستگاه قرار داشته باشند.

این دستگاه برای استفاده کودکان طراحی نشده است. کودکان باید تحت مراقبت قرار داشته باشند تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمی کنند.

این دستگاه برای درمان درد عضلات و مفاصل و گرفتگی عضلات و مفاصل طراحی شده است نه برای درد نشکم، صورت یا سایر موارد.

برای پیشگیری از داغ شدن بیش از حد پوست، درمان را از فواصل بسیار کوتاه انجام ندهید. گرما باید در سرتاسر طول درمان راحت باشد.

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به چشم، هنگامی که دستگاه روشن است به نور چراغ نگاه نکنید. هنگام درمان نخوابید.

از خنک شدن سریع مناطق درمان شده بلطفاًله پس از درمان خودداری کنید.

اگر پس از ۸ جلسه درمان بهبودی حاصل نشده، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با پژشک مشورت کنید.

علام عدم استفاده از درمان InfraCare:

اگر بیماریهای شدید مانند بیماری قلبی، بیماریهای التهابی شدید، ترموموپسیس، بیماریهای لختگی خون، بیماریهای گلبوی، زخمها یا پوست یا بیماریهای بد خدم رنگ می برد یا بدون مشورت با پژشک از دستگاه استفاده نکنید.

از دستگاه در صورتی که حساسیت بیش از حد به نور مادون قرمز داشته باشد این استفاده نکنید. اگر تردید دارید با پژشک مشورت کنید.

از تشیعیش و حرارت مادون قرمز را بخطاطر بیماری حس نمی کنید (مثل دیابت پیشرفت) یا از مسکن استفاده می کنید. اگر تردید دارید با پژشک مشورت کنید.

از دستگاه در صورت ابتلاء به بیماریهای مربوط به ورم اعصاب مانند سندروم کارپال تانل، ام اس یا نوروپاتی آرنج رنگ می برد از دستگاه استفاده نکنید. اگر تردید دارید با پژشک مشورت کنید.

در صورتی که دستگاه پیوند شده دارید، حصوصاً اگر در نزدیکی محل درمان قرار گرفته باشد، از دستگاه استفاده نکنید. اگر تردید دارید با پژشک مشورت کنید.

اگر با دارای هستید از دستگاه در مناطق درمان که نزدیک به شکم یا ناحیه پایین کمر باشند استفاده نکنید تا این مناطق بیش از حد گرم نشوند. اگر تردید دارید با پژشک مشورت کنید.

اگر دارای ورم یا التهاب می باشید از دستگاه استفاده نکنید چون حرارت ممکن است شرایط را بدتر نماید. اگر تردید دارید با پژشک مشورت کنید.

از دستگاه روی پوست آسیب دیده یا ملتهب یا روی زخم استفاده نکنید. اگر تردید دارید با پژشک مشورت کنید.

از دستگاه در مناطق که از مواد ضد التهاب موضعی (کرمها یا پمادهای حاوی منتول) استفاده کرده اید استفاده نکنید چون این کار ممکن است قدری واکنش التهابی ایجاد کند.

احتیاط

در صورتی که پیش از استفاده شده برق دستگاه اتصالات ضعیف داشته باشد، دستگاه داغ خواهد شد. مطمئن شوید که دستگاه را به يک پریز سالم و مطمئن وصل کرده اید.

دستگاه را در معرض تکانهای شدید قرار ندهید.

همیشه دوشاخه دستگاه را پس از استفاده و قطع شدن برق از پریز بروون بگشید.

همیشه دستگاه را روی سطحی پایدار و تراز قرار دهید. مطمئن شوید که حداقل ۱۵ ساعت متر فضای آزاد برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد دستگاه وجود داشته باشد.

دستگاه را در معرض درجه حرارت‌های کمتر از درجه سانتی گراد یا بالاتر از ۲۵ درجه سانتی گراد قرار ندهید.

مطمئن شوید که روزنه های بیش دستگاه هنگام استفاده باز باشند.

دستگاه را هنگامی که روشن است، برای مثال، با پارچه یا لباس نیوشاپنی.

این دستگاه مجهز به دستگاه حفاظت در برابر داغ شدن بیش از حد می باشد. اگر دستگاه به مقدار کافی خنک نشود (مثل بخطاطر اینکه روزنه های خنک کردن پوشانده شده باشند) دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود. دوشاخه دستگاه را از پریز بروون کنیده و علت داغ شدن بیش از حد را مرتکع نماید. هنگامی که دستگاه خنک شد، می توان آن را دوباره روشن کرد. برای انجام این کار، دوشاخه دستگاه را مجدداً به پریز بینید و دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

قبل از تمیز کردن یا نخیره کردن دستگاه اجازه دهد تا دستگاه خنک به مدت ۱۵ دقیقه خنک شود.

اگر شنا کرده اید یا اگر تازه زیردوش بوده اید مطمئن شود که پوست خود را قبل از استفاده از دستگاه به خوبی خشک کرده اید.

هرگز دستگاهی که فیلتر آسیب دیده است، خراب شده است یا فیلتر ندارد را استفاده نکنید.

میدانهای الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Phillips با کلیه استانداردها و مقررات مربوط به تشیعیشات میدانهای الکترومغناطیس مطابقت دارد.

فهرست مطالب

| | |
|----|-------------------|
| 51 | مقدمه |
| 51 | شرح کلی |
| 51 | 46م |
| 49 | استفاده از دستگاه |
| 48 | تمیز کردن |
| 48 | نگهداری |
| 48 | تعویض |
| 48 | بازیافت |
| 47 | ضمانت و پشتیبانی |
| 47 | رفع عیب |
| 47 | مشخصات |

مقدمه

با خاطر این خرید به شما تبریک می‌گوییم و به Philips خوش آمدید! برای استفاده کامل از پشتیبانی ارائه شده از جانب www.philips.com/welcome ثبت کنید.

با استفاده از InfraCare می‌توانید به راحتی مشکلات عضلات و مفاصل را درمان کرده و در خانه برد عضلات و مفاصل را کاهش دهید. درست مانند خورشید، این دستگاه نور مادون فرمز از خود سطح مناسب من گردید. فیلتر وینه فقط نور لازم برای دستیابی به اثر درمانی مورد نظر از خود عبور می‌دهد. InfraCare را می‌توان برای تمدد اعصاب یا آماده شدن برای ماساژ هم استفاده کرد.

شرح کلی (شکل ۱)

- 1 لامپ هالوژن مادون قرمز
- 2 فیلتر
- 3 دکمه روشن/خاموش
- 4 پایه
- 5 محفظه چراغ با زاویه قابل تنظیم
- 6 جای دست

مهم**مجموع**

علائمی که روی InfraCare قرار دارد دارای معانی زیر می‌باشد:

- این علامت به شما در مورد سطوح داغ هشدار می‌مند (شکل ۲).
- این علامت بین معنی است که باید دقیچه راهنمای کاربر را قبل از استفاده از دستگاه بدقت بخوانید. دقیچه را هنمای را برای مراجعات آینده نگهداری کنید (شکل ۳).
- این علامت نشان می‌دهد که دستگاه دارای علیق دوبل (کلاس ۲) می‌باشد (شکل ۴).
- این دستگاه با الزامات قید شده در بخششانه دستگاه‌های پیشگی MDD93/42/EEC مطابقت دارد.

خطر

آب و برق یک ترکیب خطرناک است! دستگاه را در محیط‌های مرطوب و خیس استفاده نکنید (مثل در دستشویی یا نزدیک دوش یا استخر نشنا).

اجازه ندهید آب وارد دستگاه شده یا آب روی دستگاه ببریز.

هشدار

قبل از اتصال دستگاه به برق دقت کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با برق محل هماهنگ داشته باشد.

اگر سیم برق صدمه دیده باشد باید Philips یا مرکز خدمات مجاز توسط شرکت Philips یا افرادی تایید شده دیگر برای اجتناب از ایجاد خطر، تعویض نمایند.

هرگز دستگاه را در زمانی که روشن است، بدون مراقب رها نکنید.

| المشكلة | السبب المحتمل | الحل |
|---------|--|--|
| | لا يوجد انقطاع في الكهرباء. | وصل جهاز آخر للتأكد من التيار الكهربائي. |
| | اتصل بمركز رعاية المستهلك الخاص بشركة Philips. | المصباح تالف. |

| المواصفات | |
|---|-------------------|
| HP3621 | الطاراز |
| ٢٣. الفولتية المقدرة (فولت) سنغافورة/أوروبا/البحرين/الإمارات العربية المتحدة /الأردن | |
| ٢٤. الفولتية المقدرة (فولت) الصين/هونج كونج/كوريا/المملكة العربية السعودية/بنغلاديش | |
| ٢٥. الفولتية المقدرة (فولت) ماليزيا/قطر | |
| ٢٦. الفولتية المقدرة (فولت) تايوان | |
| ٢٧. التردد المقرر(هرتز) الصين/ماليزيا/الإمارات العربية المتحدة/البحرين/قطر/الأردن/لبنان/هونج كونج/سنغافورة/أوروبا | |
| ٢٨. قدرة الدخل المقدرة | |
| ٢٩. الفئة | |
| ٣٠. الثانية (عزل مزدوج) | |
| ٣١. غير مصنف | التصنيف |
| ٣٢. IPX0 | دخول المياه |
| ٣٣. IR-A/B/C | أشعة تحت الحمراء |
| ٣٤. تقريباً | الإشعاع(وات/م²) |
| ٣٥. ٢٠٠. | أبعاد المحال (سم) |
| ٣٦. لا ينطبق | نوع البطارية |

| طروف التشغيل | |
|-----------------|--|
| درجة الحرارة | |
| الرطوبة النسبية | |

| طروف التخزين | |
|-----------------|--|
| درجة الحرارة | |
| الرطوبة النسبية | |

مختلطاتدائرة الكهربائية وقوائم الأجزاء والأوصاف الفنية الأخرى متوفرة عند الطلب.
يتعين عليك كمستخدم للجهاز اتخاذ التدابيراللزمرة لمنع حدوث تداخل كهرومغناطيسي أو أنواع أخرى من التداخل بين هذا الجهاز
وغيره من الأجهزة.

التنظيف

افصل التيار الكهربائي عن الجهاز واتركه لمدة ١٥ دقيقة حتى يبرد قبل التنظيف.
لا تستخدم سلك تنظيف الصحون أو مواد التنظيف الكاشطة أو أي سوائل قوية مثل المشتقات البترولية أو الأسيتون في تنظيف الجهاز.

- ١ استخدم قطعة قماش مبللة لتنظيف مبيت المصباح والقاعدة. لا تسمح بدخول أي مياه في الجهاز.
- ٢ يمكن تنظيف الفلتر من الخارج بقطعة قماش ناعمة مبللة بقليل من الكحول.

التخزين

لا تسمح للسلك الكهربائي بلامسة الفلتر عندما يكون ساخناً.

- ١ افصل التيار الكهربائي عن الجهاز واتركه لمدة ١٥ دقيقة حتى يبرد قبل التخزين.
- احرص دوماً على رفع أو حمل الجهاز من المقاييس (شكل ١٢).
- ٢ تخزن InfraCare في مكان جاف.

الاستبدال

الفلتر

الفلتر يحمي من التعرض للضوء غير المرغوب.

في حالة تلف الفلتر أو تعرضه للكسر، لا تستخدم الجهاز على الإطلاق. اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لشركة Philips للحصول على معلومات.

ملاحظة: في حالة تعرض الفلتر للكسر أو التلف خلال فترة الضمان، اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لشركة Philips لاستبدال الجهاز.

المصباح

فعالية المصباح لا تقل بمرور الوقت.

لا تقدم على استبدال المصباح في حالة توقف المصباح عن العمل. اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لشركة Philips للحصول على معلومات.

ملاحظة: في حالة توقف المصباح عن العمل أثناء فترة الضمان، لا تقدم على استبداله بنفسك ولكن اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لشركة Philips لاستبدال الجهاز.

إعادة التدوير

لا تخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادي عند نهاية فترة استخدامه، ولكن قم بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدويره. فأنت تساعد من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة.

الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يرجى زيارة www.philips.com/support أو الاطلاع على كتيب الضمان العالمي المنفصل.

استثناف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشكلات العامة التي يمكن أن تواجهك مع استخدام الجهاز. وإذا لم تتمكن من حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، يرجى زيارة www.philips.com/support للحصول على قائمة بالأسئلة الشائعة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك في بلدك.

| المشكلة | السبب المحتمل | الحل |
|-----------------|--|--|
| الجهاز لا يعمل. | لم يتم إدخال القابس في مقبس الحائط بالشكل الملائم. | أدخل القابس في مقبس الحائط بالشكل الملائم. |

وبسبب هذه التأثيرات، يؤدي العلاج باستخدام InfraCare إلى تخفيف مؤقت للألم الناجم من مشكلات العضلات والمفاصل.
ملاحظة: يرجى الاطلاع على قسم "تحذير" في فصل "هام" واتباع التعليمات قبل استخدام الجهاز.

الاستخدامات

الاستخدامات العلاجية

InfraCare هو جهاز العلاج الموضعي بالسخونة. التطبيقات العلاجية المتاحة:
- علاج آلام العضلات المؤقتة أو المزمنة وعلاج خشونة العضلات والمفاصل.
- علاج آلام أسفل الظهر.

الاستخدامات الأخرى

يمكنك أيضًا أن تستخدم InfraCare في الأغراض التالية:
- استرخاء العضلات.
- التجهيز للتدليل.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول المزايا الصحية، تفضل بزيارة الموقع www.philips.com والبحث عن كلمة InfraCare (شكل ٥).

التجهيز للاستخدام

١ فك سلك التيار الكهربائي كلياً.

٢ ضع الجهاز على سطح ثابت ومستوي وتأكد من وجود مساحة خالية على الأقل ١٥ سم حول جوانب الجهاز لتفادي السخونة الزائدة.

يمكن استخدام الجهاز بثلاثة طرق. فيما يلي بعض الأمثلة.
- لعلاج ألم في الكتف أو في الرقبة أو جزء بأعلى الظهر، ضع الجهاز على الطاولة وقم بإمالة مثبت المصباح للخلف. اجلس على مقعد بحيث يكون ظهرك متوجهاً للمصباح (شكل ٧).

لعلاج ألم أسفل الظهر، ضع الجهاز على طاولة بجواره (شكل ٩).
لعلاج ألم في الكوع، ضع الجهاز على طاولة واجلس على مقعد بحيث يكون ظهرك متوجهاً للمصباح (شكل ٨).

لعلاج ألم قصبة الساق، ضع الجهاز على الأرض وقم بإمالة مثبت المصباح للخلف. اجلس على المقعد (شكل ١٠).
٣ لضبط اتجاه شعاع الضوء قم بإمالة مثبت المصباح للأمام أو الخلف (شكل ١١).

٤ اجلس أو ارقد على مسافة مناسبة من الجهاز.

من على بعد مسافة ٣٠-٢٥ سم من الجسم، يعالج InfraCare منطقة جسمها ٢٠ سم في ٢٠ سم (عرض × ارتفاع). من على مسافة أكبر، تشير المنطقة المعالجة أكبر وبالتالي يصبح ضوء الأشعة تحت الحمراء ومن ثم السخونة أقل شدة وكثافة. من على مسافة أصغر، تشير المنطقة المعالجة أصغر ويصبح ضوء الأشعة تحت الحمراء ومن ثم السخونة أكثر شدة وكثافة.

احرص على توفير مسافة كبيرة بين جسدك والجهاز بصورة كافية لمنع ملامسة الفاتر الساخن على نحو غير مقصود.
- اختر مسافة تكون عندها السخونة مرحة وقم بزيادة المسافة إذا زادت درجة السخونة عن الحد المناسب.

لا تنظر إلى ضوء المصباح عند تشغيله. أغلق عينيك.

ملاحظة: لا تصل سخونة الجهاز إلى كامل شدتها إلا بعد عدة دقائق من تشغيل الجهاز. ومع ذلك، لا يعني هذا أن الجهاز غير فعال خلال هذه الدقائق الأولى.

مدة العلاج

توقف مدة العلاج على نوع العلاج والشخص الخاضع للعلاج. يجب أن يستمر علاج العضلة الواحدة أو المفصل الواحد لمدة ١٥ دقيقة تقريباً. وعند الضرورة، يمكن تكرار العلاج عدة مرات في اليوم. إذا زاد وقت العلاج عن ١٥ دقيقة فلن يمنحك ذلك تنتائج أفضل. يمكنك تكرار النظام القائم على عدة جلسات علاج في اليوم وخلال عدة أيام متتالية للحصول على نتيجة. إذا لم تلحظ تحسيناً بعد تشغيل الجهاز من ست إلى ثمانى مرات، فتوقف عن استخدام الجهاز واستشر طبيبك. بالنسبة للمشكلات المزمنة، يمكن استخدام الجهاز لفترات أطول طالما كنت تتبع التعليمات الموضحة في قسم "تحذير"، فصل "هام".

استخدام InfraCare

١ ضع قابس التيار الكهربائي في مقبس الجائط.

٢ اضغط على زر التشغيل/إيقاف لتشغيل الجهاز.

٣ وبعد الاستخدام، اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز.

الجهاز غير ملائم للاستخدام عن طريق الأطفال. يجب مرافق الأطفال للتأكد من عدم عيّنهم بالجهاز. هذا الجهاز مصمم للاستخدام في علاج آلام وخشونة العضلات والمفاصل، وليس لعلاج آلام البطن والوجه وغيرها من أنواع الآلام الأخرى.

لمنع السخونة الزائدة للجلد، تجنب العلاج من على مسافات قصيرة جداً. يجب أن يكون مستوى السخونة مريحاً حلال العلاج.

ولتجنب الإضرار بالعين، لا تنظر إلى ضوء المصباح أثناء التشغيل.

كن بقظاً أثناء تشغيل الجهاز.

احرص على عدم بروادة منطقة العلاج بسرعة كبيرة بعد العلاج مباهلاً.

إذا لم تحلج تسبتاً بعد تشغيل الجهاز من سنت إلى ثمانين مرات، توقف عن استخدام الجهاز واستشير طبيبك.

موانع استعمال العلاج بجهاز InfraCare:

لا تستخدم الجهاز قبل أن تستشير طبيبك أولاً إذا كنت تعاني من أمراض خطيرة مثل أمراض القلب أو الالتهابات الحادة أو الجلطات أو اضطرابات تحاطل الدم أو القمع الكظري أو النوبة الجلدية المنتظمة أو الأمراض التحبيبة.

لا تستخدم الجهاز إذا كانت لديك حساسية زائدة للأشعة تحت الحمراء أو إذا كنت مصاباً بالأدوية. إذا ساورك الشك، استشير طبيبك.

لا تستخدم الجهاز إذا كنت غير حساس للأشعة تحت الحمراء والحرارة بسبب مرض ما (مثل السكري المتقدم) أو إذا كنت تستخدم مستحضرات للألم. إذا ساورك الشك، فاستشير طبيبك.

لا تستخدم الجهاز إذا كنت تعاني من الحالات المصاحبة لإزالة ميللين الأعصاب مثل متلازمة النفق الرسغي والتصلب المتعدد وأعتال العصب الأذدي. إذا ساورك الشك، فاستشير طبيبك.

لا تستخدم الجهاز إذا كانت لديك جهاز مغفوس في جسمك، خاصة إذا كان موجوداً بالقرب من منطقة العلاج. إذا ساورك الشك، فاستشير طبيبك.

في حالة الحمل لا تستخدمي الجهاز في علاج المناطق القريبة من البطن أو من منطقة أسفل الظهر، وذلك لتجنب السخونة الزائدة لهذه المناطق. إذا ساورك الشك، فاستشير طبيبك.

لا تستخدم الجهاز إذا كنت تعاني من روم أو التهاب لأن الحرارة قد تزيد من المضاعفات. إذا ساورك الشك، فاستشير طبيبك.

لا تستخدم الجهاز على الجلد التالف أو الملتهب أو على الجروح. إذا ساورك الشك، فاستشير طبيبك.

لا تستخدم الجهاز في علاج المناطق التي استخدمت عليها مضادات الالتهاب الظاهرية (الكريمات أو المراهم المحتوية على المونول على سبيل المثال)، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في استجابة التهابية معتدلة.

تنبيه

يسخن القابس إذا كانت وصلات مقبس الحائط المستخدم في تزويد الجهاز بالطاقة ضعيفة. تأكد من توصيل الجهاز بمقبس خاطئ ملائم.

لا تعرض الجهاز إلى صدمات شديدة.

احرص دائمًا على فصل الجهاز عن التهاب بعد الاستخدام وفي حالة انقطاع التيار.

ضع الجهاز على سطح ثابت ومستوى. احرص على وجود مسافة خلوص ماسة حول الجهاز لمنع السخونة الزائدة.

لا تستخدم الجهاز في درجة حرارة أقل من ١٠° مئوية أو أعلى من ٤٥° مئوية.

احرص على عدم إعاقة فتحات التهوية الموجودة في جهازك في حال تشغيله.

تجب تنظيف الجهاز بقطعة من القماش على سبيل المثال عند تشغيله.

الجهاز مزود بأداة الحماية التلقائية من السخونة الزائدة. إذا كان الجهاز يارد بدرجة غير كافية (بسبب تنظيف فتحات التبريد على سبيل المثال)، يتوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي وقم بإزالة سبب السخونة الزائدة. وبمجرد أن يبرد الجهاز،

يمكن تشغيله مرة أخرى، وللقيام بذلك، وصل الجهاز إلى التيار الكهربائي مرة أخرى وأضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل.

اترك الجهاز لمدة ٥ دقيقة تقريبًا حتى يبرد قبل تنظيفه أو تخزينه.

إذا كنت على وشك النزول إلى حمام السباحة أو على وشك اخذ دش، فتأكد من تجفيف بشرتك بالطريقة الملائمة قبل استخدام هذا الجهاز.

لا تستخدم الجهاز مطلقاً إذا كان الفائز تالفاً أو مكسوراً أو غير موجود.

المجال الكهرومغناطيسي (EMF)

يتطابق هذا الجهاز من شركة Philips مع جميع المعايير والقوانين السارية فيما يتعلق بالposure للمجالات الكهرومغناطيسية.

استخدام الجهاز

مفعول InfraCare

يصدر InfraCare ضوء للأشعة تحت الحمراء يتوجل بعمق في الجلد ويؤدي إلى تدفئة الأنسجة. تقوم السخونة بتعديل الإشارات العصبية الصادرة إلى المخ وبالتالي يتم التقليل من الشعور بالألم. كما تعمل السخونة على تحفيز الدورة الدموية وتتمدد الأوعية الدموية، مما يُسرع من نقل المواد الضرورية لإعادة بناء أنسجة الجسم وتغذيتها. علاوة على ذلك، تعمل الأشعة تحت الحمراء على زيادة سرعة الأيض وتخلص الجسم من المواد الناجمة عن ذلك. ونظراً لأنها تجعل الأنسجة أكثر مرونة، فإن الحرارة تساعد أيضاً على تقليل الحشونة وتجعل المفاصل أكثر مرونة.

جدول المحتويات

| | |
|----|--------------------------|
| 56 | مقدمة |
| 56 | الوصف العام |
| 56 | هام |
| 55 | استخدام الجهاز |
| 53 | التنظيف |
| 53 | التخزين |
| 53 | الاستبدال |
| 53 | إعادة التدوير |
| 53 | الضمان والدعم |
| 53 | استكشاف الأطفال وإصلاحها |
| 52 | المواصفات |

مقدمة

هنيئًا لك على شراء هذا المنتج ومرحباً في عالم Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك على www.philips.com/welcome.

مع InfraCare، يمكنك علاج مشاكل العضلات والمفاصل بشكل مريح وتحلّف آلام العضلات والمفاصل في المنزل. تنبع من الجهاز أشعة تحت حمراء مثل الشمس تماماً. ويقوم الفلتر الخاص بتمرير نوع الأشعة المطلوبة لتحقيق التأثير العلاجي فقط. يمكن كذلك استخدام InfraCare لل الاسترخاء أو للتجهيز للتدليل.

الوصف العام (شكل 1)

- 1 مصباح هالوجين للأشعة تحت الحمراء
- 2 فلتر
- 3 زر التشغيل/الإيقاف
- 4 القاعدة
- 5 مبيت المصباح مع زاوية قابلة للتعديل
- 6 المقابض اليدوي

هام

عام

الرموز الموجودة على جهاز InfraCare تُشير إلى الدلالات التالية:

-

1 يذكر هذا الرمز من الأسطح الساخنة (شكل 2).

2 يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عليك قراءة دليل المستخدم بحرص قبل استخدام الجهاز. احتفظ بدليل المستخدم للرجوع إليه في المستقبل (شكل 3).

3 يشير هذا الرمز إلى أن هذا الجهاز مزدوج العزل (الفئة الثانية) (شكل 4).

4 يشير هذا الجهاز مع متطلبات توجيه الأجهزة الطبية MDD93/42/EEC.

-

خطير

إذا وجد الماء بالقرب من الكهرباء فسوف يسبب ذلك خطورة شديدة! لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة رطبة (في الحمام أو بالقرب من الدش أو حمام السباحة).

-

لا تترك الماء يتتسرب داخل الجهاز أو تسكب الماء في الجهاز.

-

تحذير

تأكد من أن درجة الفولاذية الموضحة على الجهاز تتوافق مع فولاذية التيار الكهربائي المحلي قبل توصيل الجهاز.

-

إذا تلف سلك التيار الكهربائي، فعندها يجب استبداله بمعرفة شركة Philips أو مركز خدمة معتمد لدى شركة Philips.

-

أشخاص ذوي موهبات مناسبة لتجنب المخاطر.








-


لا ترك الجهاز يعمل بدون مراقبة.

-

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسؤولاً عن سلامتهم.

-





Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands
Fax: +31 (0) 512594316



www.philips.com

100% recycled paper
100% papier recyclé
100% 循环再造纸

4222.100.3746.1