

SCF153 . واقي حلمة

ب حرستين ۱۳۰۵ درانش هولين (مولين مولين www.philips.com/went 3000.038.9738.2 (2024-01-23) Trademark, are the property of Koninklijke Philips NV. Koninklijke Philips NV للهادمات الخبارية هي حال الشركة V المالية و المالية المالية المالية و المالية المالية المالية (مالية 2024 Koninklijke Philips NV محلوطة على المالية ال





















ENGLISH Intended use - The Philips Avent Nipple Shield is intended to cover and protect the nipples of

Intended use - The Philips Avent Nipple Shield is intended to cover and protect the nipples of lactating women to support breastfeeding. The device is intended for a single user.

Indications for use - The Philips Avent Nipple Shield is indicated for use when the mother has sore, sensitive, cracked nipples or suffers from nipple pain. It is also indicated to help the baby develop better latch-on behavior in case of oral anomalies or when the mother has flat/inverted nipples. Moreover, it can be used to alleviate milk supply difficulties when the baby is not transferring the milk well, has an uncommon sucking technique (i.e. weak sucking, small/preterm babies) or to help the baby in copin gwith milk flows.

There are no contraindications. Side effects - When using the device, undestrable side effects that may occur are mastifis, cessation of breastfeeding, infant thrush up open infane any girt gain. If you or breastfeeding specialist

breastfeeding specialist.
Important safety information
Read this important information carefully
before you use the product and save it for
future reference.

∆ Warnings to avoid choking and

owing er leave the nipple shield and the ene case unattended and keep out of

Never leave the hippine shear of the hygiene case unattended and keep out of reach of children. Inspect before each use. Throw away at the first signs of damage or weakness or after 2 months of usage.

A Warning to avoid contamination and to ensure hygiene Follow the instructions described in the Cleaning and Disinfection sections.

- Recommendations

 Use the product only in case of breastfeeding problems as described in the indications for
- use. Recommended to be used with advice from healthcare professional. If problems or pain occur, consult your lactation consultant or
- physician.
 An electronic copy of these instructions can be found a
- instructions can be found at www.philips.com/support.

 Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to Philips via www.philips.com/support and to the competent authority of the country in which the user and/or patient is established. which the user and/or patient is Before usage, Step 1 - Cleaning

"Marning
Do not use abrasive cleaning agents or
aggressive chemicals or substances when you
clean the nipple shield, as this might cause
damage. Clean the nipple shield before first
use and after each use.

- Manual cleaning
 1 Rinse with cold, drinking-quality water
 (approx. 20 °C) for 10-15 seconds.
 2 Wash in warm, drinking-quality water
 (approx. 35 °C) with washing- up liquid,
 preferably without artificial fragrances or
 colorino.

- preferably without artificial fragrances or coloring.

 3 Rinse with cold, drinking-quality water (approx. 20 °C) for 10-15 seconds.

 4 Dry with a clean cloth or leave to dry on a clean surface.

 Dishwasher cleaning

 1 Place on top rack of the dishwasher.

 2 Run standard program with common household dishwasher detergent.

 30 with a clean cloth or leave to dry on a clean surface.

Step 2 - Disinfection

⚠ Warning
Disinfect (by boiling or in microwave) before
first use and at least once a day. Be careful:
after disinfection, the hygiene case and its
contents may be very hot. To prevent burns,
only use after cooling down for 5 minutes.

$\hat{\mathbb{L}}$ Warnings to avoid contamination and to

ensure hygiene
Clean the hygiene case before first use.
Use the correct water level, microwave
power and time. Not doing so can lead to
reduced disinfection and can damage the
hygiene case or nipple shields.
Only use the hygiene case provided.

- [- Only use the hygiene case provided.

 Boiling

 1 Clean as described under 'Cleaning'.

 2 Boil the nipple shields in drinking-quality water for 5 minutes.

 3 Leave to dry on a clean surface.

 Microwave Alternatively, use only the hygiene case provided according to the instructions below.

 1 Clean the hygiene case as described under 'Cleaning'.
- 1 Clean the hygiene case as described under 'Cleaning'.
 2 Add 25 ml/0.9 fl.oz. of drinking-quality water to the hygiene case, up to the indicated line (Fig. 1).
 3 Place the nipple shield(S) in the hygiene case and securely close the lid (Fig. 2).
 4 Place the filled hygiene case in the microwave for 3 minutes at 750-1000 W (Fig. 3).
 5 Let the hygiene case cool down for 5 minutes (Fig. 4).
 6 Drain water from the hygiene case (Fig. 5).
 7 Dry the nipple shield(S) with a clean cloth or leave to dry on a clean surface.

 Usage

 L. Warning

⚠ Warning
Wash your hands and breasts thoroughly with soap and water before you touch the nipple shields to prevent contamination.

Applying the product - Follow the instructions below when placing the device on your breast: 1 Remove the cleaned and disinfected nipple shield from the hygiene case. 2 Place drinking-quality water or breast milk on the skin-facing side of the brim to help the

- sheld stick to your skin (Fig. 6).

 3 Hold the shield at the base of the nipple area and press the nipple cavity partially inside out, so that it becomes halfway inverted (Fig. 7).

 4 Rotate the children in the control of the control of the children in the control of the children in th

out, so that it becomes halfway inverted (Fig. 7).

4 Rotate the shield so that the baby can have nose and chin contact with your breast skin (Fig. 8).

5 Center the shield over your nipple and slightly stretch the wings of the shield as you stick the product not your breast (Fig. 9).

6 With the shield applied, you can now breastfeed as normal.

5toring - Store the clean nipple shield(s) in the hygiene case or in a dry, clean container.

5toring the nipple shield(s) in an unclean or wet container could cause contamination.

Explanation of symbols - The warning signs and symbols are essential to ensure that you use this product safely and correctly and to protect you and others from injury. Below you find the meaning of the warning signs and symbols and others from injury. Selow you find the meaning of the warning signs and symbols on the label and in the user manual.

The hygiene case is microwave compatible.

Fill the hygiene case with water

Wait 5 minutes before taking the hygiene case out of the microward

This product is made of polypropylene (PP) and is recyclable.

Material used for the packaging is non-corrugated cardboard/ fiberboard.

REF This symbol indicates the manufacturer's catalog number of the nipple shield.

Forest Stewardship Council

Important information such as warnings and cautions.

UDI UDI is an identifier for AIDC and human readable information.

Manufacturer has taken all necessary measures to ensure that the device complies with the applicable safety legislation for distribution within the European Union.

Material used in the product is safe for food contact.

Indicates the storage and transportation temperature limits to which the device can be safely exposed: -25 °C to 70 °C.

Symbol with humidity upper limit 90 % (there is no lower limit).

- Technical specifications
 Two sizes of the nipple shield: small 15 mm/0.6 in; medium: 21 mm/0.8 in.
 Materials: silicone (nipple shield); polypropylene (hygiene case)
 Service life: 2 months

الاستخدام

۵ تحذیر ... **تحدير** غسلي يديك وتدييك جيدًا بالماء والصابون قبل لمس واقيات الحلمات لمنع حدوث تلوث.

تطبيق المنتج - اتبعي الإرشادات أدناه عند وضع الجهاز

· احرجي واقي الحلمة الذي تم تنظيفه وتعقيمه من

المواجه للجلد من الحافة لمساعدةُ الواقي على الالتصاق ببشرتك (الشكل 6). ر ابقي الواقي عند قاعدة منطقة الحلمة واضغطي على

تَجوِّيفُ الحَّلمة جزئيًا من الداخل للخارج، بحيثٌ يصبح

معكوساً في المنتصف (الشكل 7). 4 قومي بتدوير الواقي حتى يتمكن الطفل من ملامسة أنفه وذقته مع جلد الثدي (الشكل 8).

....ه ودسه مع جد الندي راسيل 8). 5 قومي بتوسيط الواقي فوق الحلمة ومدي قليلاً أجنحة الواقي وأنتر تنبين المنتج على تدبيك (الشكل 9). 6 بالانتهاء من تطبيق الواقي، يمكنكي الآن إرضاع دادال 1 ... ا

طفاك كالمعتاد... التخزين - قومي بتخزين واقي (واقيات) الحلمة الذي تم تنظيفه في علية النظافة أو في وعاء جاف ونظيف. تخزين واقي (واقيات) الحلمة في وعاء غير نظيف أو مبلل

صد يسبب سوت. ت**قسير ال**رموز - العادمات والإشارات التحذيرية هما من الأمور الضوروية لضان استخدامك لهذا المنتج بصورة آمنة ومحيحة ولحمايتك انت والآخرين من الإصابة. ستجد بالأشفل معاني العادمات والإشارات التحذيرية على الملصق وفي دليل المستخدم.

🔊 علبة النظافة ملائمة للاستخدام مع الميكروويف.

كًا املئي علبة النظافة بالماء.

ي انتظري لمدة 5 دقائق قبل إخراج علبة النظافة من الميكروويف.

يتم تصنيع مواد التغليف من الورق المقوى/ 4 الرقاقات الليفية غير المموجة.

REF هذا الرمز يشير إلى رقم كتالوج الشركة المصنعة لواقي الحلمة.

🗓 اتبعي تعليمات الاستخدام.

Forest Stewardship Council $\stackrel{\frown}{\underset{\scriptscriptstyle{\mathrm{FSC}}}{}}$ أ معلومات مهمة مثل التحذيرات والتنبيهات.

ل**UDI** يُعد UDI مُعرِفتا للتعرف الآلي والتقاط البيانات (AIDC) والمعلومات التي يمكن للبشر قراءتها.

🕻 🕻 اتخذت الشركة المصنعة جميع التدابير اللازمة

لضمان امتثال الحهاز لتشريعات السلامة المعمول بها للتوزيعُ داخلُ الاتحاد الأوروبي.

المستخدمة في تصنيع المنتج المنتج المنتج المنتج المنتج المنتج المنتج المنتج المنتج الطعام.

يشير إلى حدود درجة حرارة التخزين والنقل التي يمكن أن يتعرض لها الجهاز بأمان: -25 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية.

€ الرمز بالحد الأعلى للرطوبة الذي نسبته 90% (لا يوجد حد أدني).

مواطفات الفتية حجمان من واقي الحلمة: صفير ١٥ مم/٦,٠ بوصة، متوسط: ٢١ مم/٨, بوصة المواد: سيليكون (واقي الحلمة)؛ مادة البولي بروبيلين (علية النظافة)

- فترة الاستعمال: شهرين

العربية

الغرض من الاستخدام - يعمل واقي الحلمة من Philips Avent على تفطية حلمات النساء المرضعات وحمايتها لدعم الرضاعة الطبيعية. هذا الحفاز مخصص

م**ؤشرات الاستخدام** - تستخدم الأم واقي الحلمة من Philips Avent عندما يكون لديها حلمات حساسة أو متشققة أو متقرحة أو تعاني من وجود ألم في الحلمات. ويُستخدم أيضًا لمساعدة الطفل على تطوير سلوك أفضل لُرضاعة عندما يكون هناك تشكيل غير طبيعي في فمه أو . عندما يكون لدى الأم حلمات مسطحة/مقلوبة. وعلاوة على ذلك، يمكن استخدامه للتخفيف من صعوبات الإمداد بالحليب عندما لا يقوم الطفل بنقلَّ الحليب جيدًّا، أو لُديه أسلوب مص غير مألوف (مثل الرضاعة الضعيفة، أو في حالة الأطفال الصّغار/الخدج) أو لمساعدة الطّفل علَّى التعامل مع تدفق الحليب.

التعامل مع تدوق الحايب.
الاتودر موانع استخدام الجهاز، فإن الاتار الجانبية
لاتودر الجانبية عند استخدام الجهاز، فإن الاتار الجانبية
غير المرغوب فيها التي قد تحدت هي القهاب الضرع، وقف
الوراضاة الطبيعية ، ومرض القادع للرضيع وضعف اكتساب
الوزن الرضع، إذا كنت الت و طفاك يماني من أي من
أو أخصائي الرضم، فقومي بالانتمال باخصائي الزعاية الصحية
أو أخصائي الرضاعة الطبيعية.

معلومات مهمة حول السلامة

قرأ هذه المعلومات الهامة بعناية قبل استخدام المنتج وأحفظها للرجوع إليها مستقبلاً.

△ تحذيرات لتجنب الاختناق والبلع

العلامات الأُولي للتلف أو الضعف أوَّ بعد شهرين من الاستخدام.

 أن تحذير لتجنب التلوث وضمان التعقيم اتبعي الإرشادات الموضحة في قسمي التنظيف والتعقيد

نوصيات الاستخدام

- موت المستحدم ستخدمي المنتج فقط في حالة حدوث مشكلات في الرضاَّعة الطبيعية كما َّهو موضح َ في "مؤشرات الاستخدام".
- يومي باستخدام الواقي بناء على نصيحة اختصاصي في الزعاية الصحية. في حالة حدوت مشكلات أو الأم. ارجعي إلى استشاري الرضاعة أو الطبيب المعالج. يمكن العنور على نسخة [لكترونية من هذه التعليمات في www.philips.com/support يدب ليات (Life and Philips في المهادية على حاسر وقع فيما يتعالق بيات إلى حاسد المساورة على المناس المناسلة على المناسلة على المناسلة المناسلة على المناسلة
- بهذا الجهاز عبر www.philips.com/support والجهة و سلطة الدولة المتواجد بها المستخدم و

قبل الاستخدام، الخطوة 1 - التنظيف

∆ تحذير

ك. **تحدير** لا تستخدمي مواد التنظيف الكاشطة أو المواد الكيميائية أو المواد القوية عند تنظيف واقي الحلمة، لأن ذلك قد يسُبِ التلفَ. قومي بتنظيف ُ واقّي الحلمة قبلَ الاستخداد الأول وبعد كل استخدام.

(تقريبًا 20 برحة مئونة) لمدة 15-10 ثانية . (نفريق نامد درية مدوية) هدف (۱۳۰۵ نامية) 2 اشطفي بالماء الدافق الصالح الشرب (نقربياً 35 درجة متوبة) مع سائل الفسيل، ويفضل أن يكون ذلك بدون روائح أو آلوان صناعية. 3 اشطفي بالماء البارد الصالح للشرب

. (تقريبيًا 20 درجة مئوية) لمدة 10-10 ثانية 4 جففيه بقطعة قماش نظيفة أو اتركيه ليجف على

. ما حنظره ، التنظيف في غسالة الأطباق

التنظيف في عداله الاطباق ...
1 ضعيه على الرف العاوي من غسالة الأطباق.
2 قومي يتشغيل البرنامج القياسي مع وضع المنظفات المنزلية الشائفة الاستخدام في غسالة الأطباق. 3 إذا أم يجف تماماً بين خسله في برنامج غسالة الأطباق، فيضفيه يقطعة قماش نظيفة أو اتركيه ليجف

اح نظره ، الخطوة الثانية - التعقيم

قومي بتعقيمه (بالفلي أو وضعه في الميكروويف) مونتي المستخدام لأول مرة وعلى الأقل مرة واحدة في اليوم. كوني حذرة: وبعد التعقيم، قد تكون علبة النظافة ومحتوياتها ساخنة جدًا. لمنع الحروق، استخدمي الواقي

d تحذيرات لتجنب التلوث وضمان التعقيم

ك تحديرات التجنب التلوث وضمان التعقيم نظفي علية النظافة قبل استخدامها لأول مرة. استخدم المستوى الصحيح للماء، وطلقة الميكروويف والوقت. عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى تقليل نسبة التعقيم وتلف علية النظافة أو وأقيات الحلمات. استخدمي علبةُ النظافة المتوفرة فُقطً.

الغليان

العليان 1 نظفيه كما هو موضح تحت قسم "التنظيف". 2 قومي بغلي واقيات الحلمات في المياه الصالحة للشرب الميكروويف - بدلاً من ذلك، استخدمي علبة النظافة المقدمة مع الواقي فقط وفقًا للإرشادات الموضحة أدناه.

1 نظفي علبَّة النظاَّفة كما هو موضّح تحت قسّم

بُّ إِلَى علَّبَهُ النظافَة، حتى الخطَّ المشار إليه (الشكل 1).

ر و ضعي واقي (واقيات) الحلمة في علبة النظافة وأغلقي و تطعي واخير اواهيان الخدافة في تلبه الفاقة واعلني الفطاء بشكل آمن (الشكل 2). 4 ضعي علبة النظافة المملوءة في الميكروويف لمدة 3 دقائق على 750-1000 واط (الشكل 3).

دسس عن 2000-1900 واهر (نسدل 3). 5 اتركي علية النظافة للبرد لمدة 5 دفائق (النكل 4). 6 فومي بصرف المياه من علية النظافة (المثلل 5). 7 جففي واقي (واقيات) الحلمة بقطعة قماش نظيفة أو اتركيه ليجف عل سطح نظيف.