


Philips Consumer Lifestyle B.V.
 Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
 The Netherlands
 www.philips.com/avent
 Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.
 © 2023 Koninklijke Philips N.V.
 All rights reserved.
 3000.038.9742.4 (2023-09-05)



ENGLISH

Intended use - The Philips Avent Nipple Shield is intended to cover and protect the nipples of lactating women to support breastfeeding. The device is intended for a single user.
Indications for use - The Philips Avent Nipple Shield is indicated for use when the mother has sore, sensitive, cracked nipples or suffers from nipple pain. It is also indicated to help the baby develop better latch-on behavior in case of oral anomalies or when the mother has flat/inverted nipples. Moreover, it can be used to alleviate milk supply difficulties when the baby is not transferring the milk well, has an uncommon sucking technique (i.e. weak sucking, small/preterm babies) or to help the baby in coping with milk flow.
 There are **no contraindications**.
Side effects - When using the device, undesirable side effects that may occur are mastitis, cessation of breastfeeding, infant thrush and poor infant weight gain. If you or your baby experience any of these symptoms, contact a healthcare professional or breastfeeding specialist.

Important safety information
 Read this important information carefully before you use the product and save it for future reference.

- ⚠ Warnings to avoid choking and swallowing**
 - Never leave the nipple shield and the hygiene case unattended and keep out of reach of children.
 - Inspect before each use. Throw away at the first signs of damage or weakness or after 2 months of usage.
- ⚠ Warning to avoid contamination and to ensure hygiene**
 Follow the instructions described in the Cleaning and Disinfection sections.

Recommendations
 - Use the product only in case of breastfeeding problems as described in the indications for use.
 - Recommended to be used with advice from healthcare professional.
 - If problems or pain occur, consult your lactation consultant or physician.
 - An electronic copy of these instructions can be found at www.philips.com/support.
 - Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to Philips via www.philips.com/support and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Before usage, Step 1 - Cleaning

⚠ Warning
 Do not use abrasive cleaning agents or aggressive chemicals or substances when you clean the nipple shield, as this might cause damage. Clean the nipple shield before first use and after each use.

- Manual cleaning**
- 1 Rinse with cold, drinking-quality water (approx. 20 °C) for 10-15 seconds.
 - 2 Wash in warm, drinking-quality water (approx. 35 °C) with washing-up liquid, preferably without artificial fragrances or coloring.
 - 3 Rinse with cold, drinking-quality water (approx. 20 °C) for 10-15 seconds.
 - 4 Dry with a clean cloth or leave to dry on a clean surface.

Dishwasher cleaning
 1 Place on top rack of the dishwasher.
 2 Run standard program with common household dishwasher detergent.
 3 If not fully dry after dishwasher program, dry with a clean cloth or leave to dry on a clean surface.

Step 2 - Disinfection

⚠ Warning
 Disinfect (by boiling or in microwave) before first use and at least once a day. Be careful: after disinfection, the hygiene case and its contents may be very hot. To prevent burns, only use after cooling down for 5 minutes.

- ⚠ Warnings to avoid contamination and to ensure hygiene**
 - Clean the hygiene case before first use.
 - Use the correct water level, microwave power and time. Not doing so can lead to reduced disinfection and can damage the hygiene case or nipple shields.
 - Only use the hygiene case provided.

Boiling
 1 Clean as described under 'Cleaning'.
 2 Boil the nipple shields in drinking-quality water for 5 minutes.
 3 Leave to dry on a clean surface.

Microwave - Alternatively, use only the hygiene case provided according to the instructions below.

- 1 Clean the hygiene case as described under 'Cleaning'.
- 2 Add 25 ml/0.9 fl.oz. of drinking-quality water to the hygiene case, up to the indicated line (Fig. 1).
- 3 Place the nipple shield(s) in the hygiene case and securely close the lid (Fig. 2).
- 4 Place the filled hygiene case in the microwave for 3 minutes at 750-1000 W (Fig. 3).
- 5 Let the hygiene case cool down for 5 minutes (Fig. 4).
- 6 Drain water from the hygiene case (Fig. 5).
- 7 Dry the nipple shield(s) with a clean cloth or leave to dry on a clean surface.

Usage
⚠ Warning
 Wash your hands and breasts thoroughly with soap and water before you touch the nipple shields to prevent contamination.

- Applying the product** - Follow the instructions below when placing the device on your breast:
- 1 Remove the cleaned and disinfected nipple shield from the hygiene case.
 - 2 Place drinking-quality water or breast milk on the skin-facing side of the brim to help the shield stick to your skin (Fig. 6).
 - 3 Hold the shield at the base of the nipple area and press the nipple cavity partially inside out, so that it becomes halfway inverted (Fig. 7).
 - 4 Rotate the shield so that the baby can have nose and chin contact with your breast skin (Fig. 8).
 - 5 Center the shield over your nipple and slightly stretch the wings of the shield as you stick the product onto your breast (Fig. 9).
 - 6 With the shield applied, you can now breastfeed as normal.

Storing - Store the clean nipple shield(s) in the hygiene case or in a dry, clean container. Storing the nipple shield(s) in an unclean or wet container could cause contamination.

Disposal - According to local regulations.
Explanation of symbols - The warning signs and symbols are essential to ensure that you use this product safely and correctly and to protect you and others from injury. Below you find the meaning of the warning signs and symbols on the label and in the user manual.

The hygiene case is microwave compatible.

Fill the hygiene case with water.

Wait 5 minutes before taking the hygiene case out of the microwave.

This product is made of polypropylene (PP) and is recyclable.

Material used for the packaging is non-corrugated cardboard/fiberboard.

REF This symbol indicates the manufacturer's catalog number of the nipple shield.

Follow the instructions for use.

Forest Stewardship Council.

Important information such as warnings and cautions.

UDI UDI is an identifier for AIDC and human readable information.

MD This symbol indicates that the device is a medical device.

CE Manufacturer has taken all necessary measures to ensure that the device complies with the applicable safety legislation for distribution within the European Union.

Material used in the product is safe for food contact.

Technical specifications
 - Two sizes of the nipple shield: small - 15 mm/0.6 in.; medium: 21 mm/0.8 in.
 - Materials: silicone (nipple shield); polypropylene (hygiene case)
 - Service life: 2 months

NETHERLANDS

Beoogd gebruik - De Philips Avent-telpebeschermers bedekt en beschermt de tepels van vrouwen bij het geven van borstvoeding. Het apparaat is bedoeld voor een enkele gebruiker.
Indicaties voor gebruik - De Philips Avent-telpebeschermers is geïndiceerd voor gebruik als de moeder pijnlijke of gevoelige tepels heeft of last heeft van tepelkloven. De telpebeschermers is ook bedoeld om borstvoeding gemakkelijker te maken bij mondellinge afwijkingen van de baby of als de moeder platte/omgekeerde tepels heeft. Het kan ook helpen problemen met de melktoevoer te verhelpen wanneer de baby niet goed drinkt of een ongebruikelijke drinktechniek heeft (bijv. als de baby weinig zuigkracht heeft of voor kleine/te vroeg geboren baby's), of om de baby te helpen omgaan met de melkstroom.

Er zijn geen contra-indicaties.
Bijwerkingen - Bij het gebruik van het apparaat kunnen zich ongewenste bijwerkingen voordoen, zoals mastitis (borstontsteking), beëindiging van de lactatie, spruw en een slechte gewichtstoename van het kind. Neem contact op met een gezondheidszorgprofessional of lactatiekundige als u of uw baby een van deze symptomen ervaart.

Belangrijke veiligheidsinformatie
 Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar de informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen.

- ⚠ Waarschuwingen om verstikking en inslikken te voorkomen**
 - Laat de tepelbeschermers en het hygiënische bewaardoosje niet onbeheerd achter en houd het buiten het bereik van kinderen.
 - Inspecteer vóór elk gebruik. Gooi het product weg bij de eerste tekenen van slijtage of beschadiging, of na twee maanden gebruik.
- ⚠ Waarschuwing om besmetting te voorkomen en hygiëne te waarborgen**
 Volg de instructies die worden genoemd in de hoofdstukken Reinigen en Desinfecteren.

Aanbevelingen

- Gebruik het product alleen bij problemen met de borstvoeding die in het gedeelte 'Indicaties voor gebruik' worden vermeld.
- Het wordt aanbevolen dit product in overleg met een professionele zorgverlener te gebruiken. Neem contact op met uw lactatiekundige of huisarts bij problemen of pijn.
- Een elektronische versie van deze instructies is te vinden op www.philips.com/support.
- Elk ernstig incident dat zich in verband met dit apparaat heeft voorgedaan, moet via www.philips.com/support aan Philips en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd, worden gemeld.

Vóór gebruik, Stap 1 - Reinigen

⚠ Waarschuwing
 Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of agressieve chemicaliën om de tepelbeschermers te reinigen, omdat dit het product kan beschadigen. Reinig de tepelbeschermers vóór het eerste gebruik en direct na elk volgend gebruik.

Handmatige reiniging

- 1 Spoel met koud water van drinkwaterkwaliteit (ongeveer 20 °C) gedurende 10-15 seconden.
- 2 Reinig in warm water van drinkwaterkwaliteit (ongeveer 35 °C) met afwasmiddel zonder kunstmatig geur- of kleurstoffen.
- 3 Spoel met koud water van drinkwaterkwaliteit (ongeveer 20 °C) gedurende 10-15 seconden.
- 4 Door af met een schone doek of laat drogen op een schoon oppervlak.

Reinigen in de vaatwasmachine

- 1 Plaats op het bovenste rek van de vaatwasmachine.
- 2 Gebruik het standaardprogramma en gewoon afwasmiddel voor vaatwasmachines.
- 3 Als het product niet volledig droog is, droog het dan af met een schone doek of laat drogen op een schoon oppervlak.

Stap 2 - Desinfecteren

⚠ Waarschuwing
 Desinfecteer (door te koken of in de magnetron) het product vóór het eerste gebruik en ten minste één keer per dag. Voorzichtig: na het desinfecteren kunnen het hygiënische bewaardoosje en de inhoud ervan erg heet zijn. Laat het vóór gebruik vijf minuten afkoelen om brandwonden te voorkomen.
 ⚠ **Waarschuwingen om besmetting te voorkomen en hygiëne te waarborgen**
 - Reinig het hygiënische bewaardoosje voordat u het voor de eerste keer gebruikt.
 - Gebruik het juiste watervolume, en stel de magnetron in op de juiste tijd en het juiste vermogen. Als u dit niet doet, worden het hygiënische bewaardoosje of de tepelbeschermer mogelijk niet goed gedesinfecteerd of kunnen ze beschadigd raken.
 - Gebruik uitsluitend het meegeleverde hygiënische bewaardoosje.

Koken

- 1 Maak het product schoon zoals wordt beschreven in 'Reinigen'.
- 2 Laat de tepelbeschermers 5 minuten in water van drinkwaterkwaliteit koken.
- 3 Laat drogen op een schoon oppervlak.

Magnetron - U kunt ook alleen het meegeleverde hygiënische bewaardoosje gebruiken. Volg in dat geval de onderstaande instructies.

- 1 Maak het hygiënische bewaardoosje schoon zoals wordt beschreven in 'Reinigen'.
- 2 Voeg 25 ml water van drinkwaterkwaliteit toe aan het hygiënische doosje, tot de aangegeven streep (afbeelding 1).
- 3 Plaats de tepelbeschermer in het hygiënische bewaardoosje en sluit het deksel (afbeelding 2).
- 4 Plaats het hygiënische bewaardoosje 3 minuten in de magnetron op een vermogen van 750-1000 W (afbeelding 3).
- 5 Laat het hygiënische bewaardoosje 5 minuten afkoelen (afbeelding 4).
- 6 Laat het water in het hygiënische bewaardoosje wegstromen (afbeelding 5).
- 7 Droog de tepelbeschermer af met een schone doek of laat drogen op een schoon oppervlak.

Gebruik

⚠ Waarschuwing
 Om besmetting te voorkomen, moet u uw handen en borsten goed wassen met zeep voordat u de tepelbeschermer aanraakt.

Het product aanbrengen - Volg de onderstaande instructies om het product op uw borst te plaatsen:

- 1 Haal de gereinigde en gedesinfecteerde tepelbeschermers uit het hygiënische bewaardoosje.
 - 2 Breng wat water van drinkwaterkwaliteit of moedermelk aan op het oppervlak dat op de huid wordt geplaatst, zodat de beschermers beter op uw huid blijft plakken (afbeelding 6).
 - 3 Houd de beschermers onderaan bij de tepel en keer de tepelopening gedeeltelijk binnenstebuiten, totdat deze halverwege omgekeerd is (afbeelding 7).
 - 4 Draai de beschermers zodanig dat de neus en kin van de baby contact kunnen maken met de huid van uw borst (afbeelding 8).
 - 5 Houd de beschermers recht voor uw tepel, strek de vleugels van de beschermers een beetje en plak het product op uw borst (afbeelding 9).
 - 6 Wanneer de beschermers is geplaatst, kunt u borstvoeding geven zoals normaal.
- Opslaan** - Bewaar de schone tepelbeschermer in het hygiënische bewaardoosje of in een droge, schone houder. Als u de tepelbeschermer in een vieze of natte houder bewaart, kunnen er verontreinigingen ontstaan.
- Afvoeren** - Voer het product conform lokale voorschriften af.
- Uitleg van symbolen** - De waarschuwingstekens en symbolen moeten ervoor zorgen dat u dit product veilig en op de juiste manier gebruikt, om u en anderen voor letsel te behoeden. Hieronder vindt u een overzicht van de waarschuwingstekens en symbolen die op het etiket en in de gebruiksaanwijzing voorkomen en de betekenis ervan.

Het hygiënische bewaardoosje is geschikt voor de magnetron.

Vul het hygiënische bewaardoosje met water.

Wacht 5 minuten voordat u het hygiënische bewaardoosje uit de magnetron haalt.

Dit product is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar.

Het materiaal van de verpakking is niet-gegolfd karton/vezelplaat.

REF Dit symbool geeft het catalogusnummer van de fabrikant van de tepelbeschermers aan.

Volg de gebruiksaanwijzing.

Forest Stewardship Council.

Belangrijke informatie, zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

UDI UDI is een identificatie voor AIDC en menselijk leesbare informatie.

MD Dit symbool geeft aan dat het product een medisch hulpmiddel is.

CE De fabrikant heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het hulpmiddel voldoet aan de toepasselijke veiligheidsvoorschriften voor distributie binnen de Europese Unie.

Het in het product gebruikte materiaal is veilig voor contact met levensmiddelen.

Technische gegevens

- Twee maten van de tepelbeschermers: klein: 15 mm; medium: 21 mm
- Materialen: siliconen (tepelbeschermers); polypropyleen (hygiënisch bewaardoosje)
- Levensduur: 2 maanden