



HX1630, HX1624, HX1622,
HX1620



PHILIPS

Общо описание (фиг. 1)

- A** Глава с четка
- B** Дръжка
- C** Щифтове за поставяне на главата
- D** Щифт за зареждане
- E** Зарядно устройство

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

- ▶ Преди да включите уреда в контакт, проверете дали напрежението, посочено на дъното на уреда, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- ▶ Пазете зарядното устройство от вода! Не го слагайте и не го съхранявайте над или близо до вода във вана, мивка, леген и т.н. Не потапяйте зарядното във вода или каквато и да е друга течност.
- ▶ Не използвайте зарядното, ако кабелът, щекерът или самото то са повредени.
- ▶ Кабелът на зарядното устройство не може да бъде заменян. При повреда в кабела зарядното устройство следва да се изхвърли.
- ▶ Когато зареждате четката за зъби, проверете дали в контакта има ток. При изключване на лампите на шкафче с огледало над мивка е възможно да се прекъсва захранването към контакта в шкафчето или контакта за самобърсачката.
- ▶ Ако сте претърпели операция по устната кухина или венците през последните 2 месеца, посъветвайте се със зъболекар, преди да използвате четката за зъби.
- ▶ Не използвайте други глави с четки, освен препоръчаните от производителя.
- ▶ Сменяйте главата с четката на всеки 3 месеца или по-често, ако се появят признания за износване, например смачканя или огъната четина.
- ▶ Този уред не е предназначен за ползване от хора с намалени физически усещания или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- ▶ Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- ▶ Ниво на шума: Lc = 65 dB [A]

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Подготовка за употреба

Зареждане на уреда

- 1 Оставете уреда да се зарежда в продължение на поне 16 часа, преди да го използвате за пръв път.
- ▶ Проверете дали уредът е изключен, преди да започнете да го зареждате (фиг. 2).
- ▶ Докато батерията се зарежда, свети зеленият индикатор (само за HX1630).
- ▶ Можете да поставите четката за зъби на поставката и да я оставите да се зарежда постоянно.

Оптимизиране на живота на батерията.

След като четката за зъби е заредена за пръв път, не я зареждайте между сеансите на работа. Продължавайте да я ползвате до изтощаване на батерията и чак тогава я заредете.

- Заредете уреда, когато моторът почти спре.
- Повторете тази процедура 3 пъти подред.
- За да удължите живота на батерийте, повтаряйте тази процедура на всеки 6 месеца.

Използване на уреда

- 1 За да монтирате главата с четка към дръжката, вмъкнете я захващащия байонет и я завъртете на четвърт оборот по посока на часовниковата стрелка (фиг. 3).

Това предотвратява откачване на главата с четка от дръжката вследствие на вибрации.

- 2 Поставете паста за зъби върху главата на четката.
- 3 Поставете главата на четката в устата си (фиг. 4).
- 4 Натиснете бутона вкл./изкл., за да включите четката и започнете да миете зъбите си (фиг. 5).
- ▶ За най-добър метод на миене на зъбите и минимално време за миене вж. "Съвети за миене на зъбите" по-долу.

Съвети за миене на зъбите

Начин на миене на зъбите

- 1 Допрете главата на четката до зъба по такъв начин, че да покрие повърхността на зъба и линията на венците (фиг. 6).
- 2 Дръжте главата на четката в това положение в продължение на няколко секунди и след това я преместете на следващия зъб (фиг. 7).

Облата глава на четката за зъби отстранява плаката от зъбите и под линията на венците. Самостоятелно движещият се Active Tip почиства между зъбите.

- 3 Насочвайте главата на четката внимателно по протежение на зъбите и кънтиците (фиг. 8).

Съвет: Почистете добре всички повърхности на зъбите (вътрешната страна, външната страна и дъвкателната повърхност), както и линията на венците. Една постоянно установена последователност при миенето на зъбите ще ви помогне да не пропускате някои области.

Съвет: За оптимална хигиена на зъбите се препоръчва в допълнение към електрическата четка за зъби да използвате конец за чистене на зъби и клечки за зъби.

Минимално време за миене на зъбите

Обикновено продължителност на миене на зъбите от 2 минути е достатъчна за доброто им измиване. Ако желаете, можете да ги миете и повече от 2 минути.

- ▶ Ще премига червен индикатор, за да укаже, че 2-те минути са изтекли (само за HX1630).

Забележка: Ако плаката е премахната правилно, венците имат розов цвят и обхващат здраво зъбите. Здравите венци не кървят, когато се храните или миете зъбите си.

Забележка: Ако все пак венците ви леко кървят първите няколко пъти, когато използвате четката, това кървене обикновено спира след няколко дни. Ако не спре, консултирайте се със зъболекар или специалист по хигиена на зъбите.

Зашита на венците

- 1 Системата за защита на венците гарантира избягването на прекомерния натиск върху зъбите и венците.
- 2 Ако упражните прекалено голям натиск върху четката за зъби, ще усетите, че главата на четката се огва назад, и ще чуете щракване. Шом намалите натиска, главата на четката се връща в нормалното си положение. Това предпазва венците ви (фиг. 9).

Забележка: Когато започнете да използвате четката за пръв път, това вероятно ще се случи няколко пъти. След известно време ще откриете какъв е оптималният натиск за миене на зъбите и главата на четката за зъби ще се огва назад по-рядко.

Почистване и съхранение

- 1 Включете четката за зъби и изплакнете главата с четка с текеща гореща вода (макс. 60 °C). (фиг. 10)
- 2 Изключете четката за зъби. Свалете главата с четка и изплакнете вътрешността ѝ (фиг. 11).
- 3 Включете четката за зъби и изплакнете задвижващата ос с текеща вода, за да отмиете остатъците от паста за зъби (фиг. 12).
- 4 Съхранявайте главата с четка на щифта за поставяне на главата на зарядното.

- 5 Почиствайте зарядното с влажна кърпа (фиг. 13).

Изключете уреда от контакта, преди да пристъпите към почистване.

Резервна част

- 1 За да постигнете най-добри резултати, подменяйте главата с четка на всеки 3 месеца.
- ▶ Подменяйте главата с четка и когато космите ѝ започнат да се огват навън.

Нови глави с четка можете да намерите в магазина, от който сте закупили четката за зъби. Могат да се използват всички кърги глави с четка на Philips.

Опазване на околната среда

- ▶ След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 14).

- ▶ Вградената акумулаторна батерия съдържа вещества, които замърсяват околната среда. Винаги изваждайте батерията, преди да изхвърлите уреда или да го предадете в официален пункт за събиране. Изхвърляйте батерията в официален пункт за събиране на батерии. Ако имате проблеми при изваждане на батерията, можете също да занесете уреда в сервизен център на Philips. Там служителите ще извадят батерията и ще я изхвърлят по начин, опазващ околната среда.

Изхвърляне на батерията

Погрижете се батерията да е изтощена докрай, преди да я изхвърлите.

- 1 Оставете уреда да работи, докато спре, преди да извадите батерията.
- 2 Отворете дръжката. (фиг. 15)
- 3 Използвайте отвертка, за да отделите батерията от държача ѝ (фиг. 16).

Четката за зъби вече не е водоустойчива, след като сте отваряли корпуса ѝ. След отварянето на корпуса вашата гаранция става невалидна.

Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV].

Отстраняване на неизправности

Ако не можете да разрешите проблема с предоставената по-долу информация, обърнете се към най-близкия сервизен център на Philips, към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна. Можете да се свържете с нас в Интернет на адрес: www.philips.com.

Проблем	Решение
Четката за зъби не работи изобщо, въпреки че през нощта е била в зарядното устройство.	Проверете дали щепселт на зарядното устройство е добре пъхнат в контакта.

Проверете дали има ток в този контакт (вж. глава "Важно").

Проверете дали четката за зъби е изключена и я заредете отново в продължение на поне 16 часа.

Моторът на четката за зъби работи, но четката - не.	Проверете дали главата с четка е монтирана правилно към уреда (вж. също глава "Използване на уреда").
---	---

Мощността на четката за зъби е силно снижена.	Четката за зъби трябва да бъде заредена отново. Ако обикновено държите постоянно четката за зъби в зарядното устройство, може би ще трябва да удължите живота на батерията, както е описано в глава "Подготовка за употреба".
---	---

Четката за зъби не мие зъбите така добре, както преди.	Подменете главата с четка.
--	----------------------------

Üldine kirjeldus (Jn 1)

- A** Harjapea
- B** Käepide
- C** Harjapeade hoiustamissõrmed
- D** Laadimisklemm
- E** Laadija

Tähelepanu!

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.

- Kontrollige enne sisselülitamist seadme põhjalolevat andmesildilt, kas kohalik võrgupinge vastab seadme nimipingeline.
- Hoidke laadijat veest eemal! Ärge pange ega hoidke seadet vee läheduses, näiteks vett täis vanni, pesukausi, valamu vms kohal. Ärge kunagi kastke laadijat vette ega mingisse muusse vedelikku.
- Ärge kasutage laadijat, kui see, toitejuhe või pistik on kahjustatud.
- Laadimisaluse toitejuhet ei tohi vahetada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb laadija kasutusest kõrvaldada.
- Hambaharja akusid laadides veenduge, et seinakontaktis on pingi. Koos vannitoa valguse väljalülitamisega võidakse ka peegli- või pardlikontaktis elekter välja lülitada.
- Kui teil on olnud viimase kahe kuu jooksul suuõöne või igemete operatsioon, pidage enne hambaharja kasutamist hambaarstiga nõu.
- Kasutage ainult neid harjapäid, mida tootja soovitab.
- Vahetage harjapäid iga kolme kuu tagant või varem - pärast seda, kui ilmnevad kuluminisnähud, nagu näiteks harjaste kõverdumine või paindumine.
- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puueteega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa arvatuved lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise töttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Lapsi tuleb valvata, et nad ei mängiks seadmega.
- Müratase: Lc = 65 dB [A]

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikide elektromagnetilisi välji (EMF) käsitlevate standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval kasutatavate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Ettevalmistus kasutamiseks**Seadme laadmine**

- 1 Enne esimest kasutamist laadige seadet vähemalt 16 tundi.
- Veenduge, et seade oleks välja lülitatud, enne kui hakkate seda laadima (Jn 2).
- Aku laadimise ajal pöörleb roheline märgutuli (ainult mudel HX1630).
- Te võite hambaharja laadijasse jäätta ja akusid pidevalt laadida.

Akude tööea pikendamine

Pärast hambaharja esmasti laadimist, ärge seda hambahupustamise vahapeal uuesti laadige. Jätkake selle kasutamist ja laadige akusid alles siis, kui need on tühjaks saanud.

- Laadige seadet siis, kui mootor on peaegu seisma jäändub.
- Korrale seda toimingut kolm korda järjest.
- Akude tööea pikendamiseks korrale seda toimingut iga kuue kuu järel.

Seadme kasutamine

- 1 Harjapea paigaldamiseks hambaharjale kinnitage see hambaharja bajonetliitmikusse ja pöörake veerand pööret päripäeva (Jn 3).

Sellega välidlete, et hambaharjapea ei tuleks vibratsiooni töttu küljest ära.

- 2 Pange harjaotsikule pastat.

- 3 Pange hambahari suhu (Jn 4).

- 4 Lülitage hambaharja sisse-välja nupuvajutusega sisse ja alustage oma hammaste puhastamist (Jn 5).

- Parima pesemisviisi ja minimaalse pesemisaja leidmiseks vt pt „Nõuandeid hammaste puhastamiseks”.

Nõuandeid hammaste puhastamiseks**Hambahupustamisviisid**

- 1 Pange hambaharja hammaste vastu nii, et hari kataks nii hambaid kui ka igemepiiri (Jn 6).
- 2 Hoidke hambaharja sellises asendis mõni sekund ja suunduge järgmise hamba juurde (Jn 7). Ümmargune hambaharjapea eemaldab hambakatu nii hammastelt kui ka igemeelt. Eraldiiliku Activ Tip otsik puhastab hammastehed.
- 3 Suunake hambaharja ettevaatlilikult piki hambaid, kaasa arvatuved purihambad. (Jn 8).

Näpunäide: Veenduge, et olete hamba ja igeme kõik pinnad (sise-, välis- ja närimispind) puhastanud. Kindlaks kujunenud puhastamistehnika ei lase teil vahelte jäätta ühtegi puhastamistvajavat kohta.

Näpunäide: Optimaalse hammabügieeni tagamiseks soovitatakse lisaks elektrihambaharjale ka hambaniiti ja hambatikkie kasutada.

Minimaalne hambahupustamisaeg

Kaheminutine hambahupustamisaeg on üldiselt piisav, et hambad korralikult puhatakse saada. Kui aga soovite, siis võite põhjalikumaks puhastamiseks neid pikemalt kui kaks minutit harjata.

- Punane märgutuli hakkab vilkuma, näidates et kaks minutit on möödas (ainult mudel HX1630).

Märkus: Korralikult eemaldatud hammakatu korral on igemed roosat värv ja ümbrisevad tihealt hammast. Terved igemed ei veritse söömise või hammaste harjamise ajal.

Märkus: Kui hambaharja kasutamise esimestel kordadel igemed veritsevad, peaks see mõne päeva pärast mööduma. Juhul, kui veritsemine jätkub, küsige nõu oma hambaarstilt või hammabügieenikult.

Igemete kaitse

- 1 Igemete kaitsesüsteem tagab optimaalse surve hammastele ja igemetele.
- 2 Liiga tugeva vajutamise korral paindub hambaharja tagasi ning te tunnete ja kuulete kuidas harjapea tagasi paindub. Niipea kui vähendate surve, läheb harjapea endise asendisse tagasi. Selline pea kaitseb te igemeid (Jn 9).

Märkus: Töönaoliselt võib seda juhtuda harja esimestel kasutuskordadel. Mõne aja pärast harjute optimaalselt harjale suruma ja harjapea ei paindu enam nii tihti tagasi.

Puhastamine ja hoidmine

- 1 Lülitage hambaharja sisse ja loputage hambaharja otsikut voolava leige vee all (maks 60 °C). (Jn 10)
- 2 Lülitage hambaharja välja. Eemaldage harjapea ja loputage seda seestpoolt (Jn 11).
- 3 Lülitage hambaharja uuesti sisse ja loputage voolava kraaniveega vedavalt vööllit hammabasta jäädid (Jn 12).
- 4 Hoiustage harjapea laadimisaluse harjapea hoiustamissõrmedele.
- 5 Puhastage laadijat niiske lapiga (Jn 13).

Võtke alati seade enne puhastamist elektrivõrgust välja.

Asendamine

- 1 Parima hambahupustamise tagamiseks vahetage harjapäid iga kolme kuu tagant.
- Vahetage harjapead alati kui harjased hakkavad väljapoole painduma. Uusi harjapäid hankige kauplustest, kust ostsite hambaharja. Asendamiseks võite kasutada kõiki ümmargusi Philipsi harjapäidi.
- Seadmesse sisseehitatud laetav aku sisaldb keskkonda saastavaid aineid. Enne seadme kasutusest kõrvaldamist ja ametlikus kogumispunktis käitlemist peate alati akud

seadmost eemaldama. Akud tuleb utiliseerimiseks via ametlikku akude kogumispunkti. Kui Te ei suuda akut ise eemaldada, võite seadme Philipsi hoolduskeskusesse viia, kus personal eemaldab aku ja keskkonda kahjustamatult utiliseerib.

Akude hävitamine

Enne akut kasutusest kõrvaldamist kontrollige, et see oleks täiesti tühi.

- 1 Selleks laske seadmel seiskumiseni töötada ja alles siis eemaldage aku.

- 2 Avage käepide. (Jn 15)

- 3 Kangutage aku kruvikeerajaga akupesast välja (Jn 16).

Niipea kui hambaharja korpus on avatud, pole hambaharja enam veekindel. Pärast korpu avamist kaotab seadme garantii kehtivuse.

Garantii ja hooldus

Kui vajate infot või on teil mõni probleem, külastage Philipsi veebisaiti aadressil www.philips.com või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri liiate garantilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskus, pöörduge kohaliku Philipsi toodete edasimüüja poole või võtke ühendust Philips Domestic Appliances and Personal Care BV teenindusosakonnaga.

Veaotsing

Kui te ei suuda probleeme allpool toodud veaotsingu juhendi abil kõrvaldada, siis palun pöörduge oma riigi lähimasse Philipsi hoolduskeskusesse või Philipsi klienditeeninduskeskusesse. Ka võite meiega ühendust saada veebilehekülje www.philips.com kaudu.

Häire	Kõrvaldamine
Hambaharja ei tööta, hoolimata sellest, et seda laeti terve öö.	Veenduge, et laadija toitepistik on korralikult seinakontakti sisestatud.
Veenduge selles, et seinakontaktis on pingi olemas (vt pt „Tähelepanu”).	Veenduge, et hambahari oleks välja lülitatud ja vähemalt 16 tunni jooksul laetud.
Hambaharja mootor töötab, kuid hambaharja pea ei pöörle.	Kontrollige, kas harjapea on seadmega korralikult ühendatud (vt pt „Seadme kasutamine”).
Hambaharja harjamisjöödlus on oluliselt vähenedud.	Hambaharja peab uesti laadima. Kui te tavaselt hoiate hambaharja pidevalt laadijas, siis akude tööaja pikendamiseks toimige nagu soovitatav pt „Ettevalmistus kasutamiseks”.
Hambaharja ei puasta mu hambahaid enam nii hästi kui varem.	Asendage hambaharjapead.

ҚАЗАҚША

Жалпы сипаттама (Сурет 1)

- Ⓐ Қылышақ басы
- Ⓑ Тұтқа
- Ⓒ Қылышақ басын іліп қоятын імек.
- Ⓓ Зарядтауышка араналған імек
- Ⓔ Зарядтау күрілгісі

Маңызды

- Құралды қолданар алдында осы нұсқауды мүкіят оқып шағыныз, ері болашекта қолдануға сақтап қойыныз.
- ▷ Құралды қосар алдында, зарядтауыштың төмөн жағында көрсетілген вольтаж жергілікті қамтамасыз етілетін вольтажен сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз.
 - ▷ Зарядтауышты судан алшак ұстаңыз. Оны суға толы ваннаның, немесе раковинаның жаңында, немесе үстінде сақтауга, немесе қойып қоюға болмайды. Зарядтауышты суға немесе басқа сұйықтықта батыруға болмайды.
 - ▷ Егер зарядтауыш немесе ток сымы зақымдалған құралды қолдануға болмайды.
 - ▷ Зарядтау құралының шнұры ауыстырылмайды. Жүйе шнұры зақымданған болса, зарядтау құрығысын қолданудан бас тартыңыз.
 - ▷ Тіс щеткасын зарядтап жатқан кезде, электр жүйесі розеткасының кернеуде тұрғандығына көзінізді жеткізіңіз. Жақыты сөнәйріген кезде қол жуатын раковинаның үстіндегі айналы шкафтарға орнатылған электр розеткаларына немесе жуыннатын белмелердегі электр ұстарасына арналған электр розеткасына электр қуатының берілуі тоқтатады.
 - ▷ Тіс щеткасын қолданар алдында, егер сіз 2 ай шамасында жақ сүйекке, бетінізге немесе тіс етіне опреация жасаған болсаңыз, дәрігеріңізben кенесініз.
 - ▷ Өндірушінің ұсынған қылышақ басынан басқа қылышақ бағдарын қолдануға болмайды.
 - ▷ Қылышақты әрбір 3 ай сайын немесе егер онда қылышақтары майысып кеткен немесе жұмынып кеткен тәрізді тозған белгілер пайда болса, алмастырыңыз.
 - ▷ Бұл құралмен, егер осы құралды қолдану женинде олардың қауіпсіздігіне жауапты адамнан нұсқау алған болмаса немесе оның қадағалауымен қолданып жатпаған болса, физикалық сезімталдығы төмөн немесе акылы кем адамдар, немесе білім мен тәжірибеліз аз адамдар (жас балаларды да қоса) қолдануына болмайды.
 - ▷ Құралмен ойнамас үшін, балаларды қадағалаусыз қалдыруға болмайды.
 - ▷ Шу деңгейі: Lc = 65 dB [A]

Электромагниттік өріс (ЭМӨ)

Осы Philips құралы Электромагниттік өріске (ЭМӨ) байланысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер осы құралды қосымша берілген нұсқаудағыдей ұқыпты қолданған болса, онда бұл құрал, бүгінгі таңдағы белгілі ғылыми зерттеулер бойынша, қолдануға қауіпсіз болып келеді.

Қолдануға дайындық

Аккумулятор батареясын зарядтау

- 1 Құралды ен алғашқы қолданар алдында, оны 16 сағат бойы зарядтаңыз.
- ▷ Батареяны зарядтайтын алдында, құралдың өшіріліп тұрғанына көзінізді жеткізіңіз. (Сурет 2)
- ▷ Аккумулятор батареясы толық зарядталған кезде, индикатор жасыл болып жанады (тек HX1630 түрінде ғана).
- ▷ Сіз тіс щеткасын зарядтаушыда қалдырып, тоқтаусыз зарядтауыңызға болады.

Батареяның жұмыс жасау қабілетін

узарту

Тіс щеткасын алғаш рет зарядтап алғанда, тісінізді тазалау арасында оны қайта зарядтаманыз. Оны қайта зарядтар алдында батареялары толығымен тауысысын.

- Құралды электр қозғалтқыш толық тоқтағаннан кейін зарядтаңыз.
- Осы амалды 3 рет қатарынан қайталаңыз.

Батареяның қызмет көрсету мерзімін ұзарту үшін, осы амалды жарты жылда бір рет қайталап тұрыныз.

Құралды қолдану

- 1 Щетка басын тіс щеткасына орнату үшін, қылыш ұстасышына кіргізіп, оны сағат бағытында төрттен бір белгіке бұраныз (Сурет 3). Осының арқасында сіз вибрация себебінен щетка басының алынып кету жағдайының алдын аласыз.
- 2 Тіс пастасын щетканың басына сығыңыз.
- 3 Щетканың басын тістерінізге тигізіп ұстаңыз (Сурет 4).
- 4 Қосу/өшіру түймесін басып, тіс щеткасын қосыңыз да, тісіңізді тазалау бастаңыз (Сурет 5). Ең тиімді тіс тазалау әдісі үшін және жылдам тазалау үақытын білу үшін, «Тазалау кеңестері» тармағын қараңыз.

Тістерді тазалауға арналған кеңестер

Тазалау әдістері

- 1 Тіс щеткасының басын, тістің, бетін және тістің түбіндегі еттік бір белгін жабатында етіп тигізіп ұстау керек (Сурет 6).
- 2 Бірнеше секунда бойы щетканы осы қалыпта ұстап тұрыңыз, содан кейін оны келесі тіске апарыңыз (Сурет 7). Щетканың дәнгеленген басы тістің және тістің түбіндегі еттік өнездерін кетіреді. Active Tip ұзын тауелсіз қозғалыс жасай отырып, тіс арасындағы кеңістікті тазалайды.
- 3 Тіс щеткасының басын қүрек тістер мен азу тістер бойымен абылап жүргізіңіз (Сурет 8).

Кеңес: Тістердің барлық беттерін және тістердің еттерін дұрыстап тазалау үшін, әдетте 2 минут жеткілікті. Егер сіз қаласаңыз, тістерінізді одан да жақсырап тазалау үшін, 2 минуттан да ұзағырап тазалауыңызға болады.

- ▷ 2 минуттепен кейін қызыл сәуле жанады (тек HX1630 түрінде ғана).
- Кеңес: Ауыз қуысының тиімді тазалағын сақтау үшін, электр тіс щеткасымен бірге, тісті тазалауға арналған жілтерді және тіс тазалағыштарды қолданған дұрыс.
- Тістерді тазалаудың ен аз үақыты
- Тісіңізді дұрыстап тазалау үшін, әдетте 2 минут жеткілікті. Егер сіз қаласаңыз, тістерінізді одан да жақсырап тазалау үшін, 2 минуттан да ұзағырап тазалауыңызға болады.

Есте сактаңыз: Тіс өнездерін дұрыс кетірген жағдайда, тіс еттерінің түсі қызығыт болады және тістердегі тығыз орналасады. Сай тіс еттері сіз татақ жегенде немесе тістеріңізді тазалағанда қанталамайды.

Есте сактаңыз: Егер электр щеткасын колданудың алғашқы сатысында тістің еттері жена-желлі қанайтын болса, ол бірнеше күннен кейін тоқталуы тиіс. Олай болмagan жағдайда, сізге тіс дәрегеріне жолығуыңыз дұрыс болады.

Тістердің еттерін қорғау жүйесі

- 1 Тістердің еттерін қорғау жүйесі, тістерді тазалау барысында, тістер мен тістердің еттеріне аса күш салдыраймынды.
- 2 Егер тіс щеткасына аса күш салатын болсаңыз, сіз щетка басы кері кеткен сатте тырыс еткен дыбысты естисіз. Сіз қысымды азайтқан кезде, щетканың басы қалыпты жағдайға оралады. Бұл сіздің тістеріңіздің еттерін қорғайтын (Сурет 9).

Есте сактаңыз: Бұл жағдай щетканы алғаш пайдалана бастаған кездері, бірнеше рет қайталауы мүмкін. Біраз үақыт откеннен кейін сіз тиімді қысымды табасыз да, щетка басының кері кеттүйн ақырындан жойасыз.

Тазалау және сақтау

- 1 Тіс щеткасын қосып, щетка басын ағын су астында шәйіп жіберіңіз (ең ыстық дегендеге 60 °C). (Сурет 10)
 - 2 Тіс щеткасын сөндіріңіз. Щетка басын алып, щетка басының ішін шәйіп жіберіңіз (Сурет 11).
 - 3 Жетек білігіндегі тіс пастасының қалдыбын жуып тастау үшін, тіс щеткасын қайтадан іске қосыңыз (Сурет 12).
 - 4 Щетка басын зарядтаушыдағы щетка басын сақтап қоятын імекте сақтаңыз.
 - 5 Маңызды құралын дымқыл шүберекпен тазалаңыз (Сурет 13).
- Зарядтаушыны тазалар алдында тоқтан сұрыңыз.

Алмастыру

- 1 Тістерді тазалау барысында ең тамаша нәтижеге қол жеткізу үшін, тазалағыш саптаманы 3 ай сағын ауыстырып тұру қажет.
- 2 Сонымен қатар, щетка басының қылышытараты сыртқа қарай майысып кеткен болса, оны алмастырыңыз.

Тіс щеткасын сатып алған дүкеннен жаңа щетка бағдарын сатып алуынызға болады.

Кез келген Philips алмастырмалы щетка бағдарын қолдануға болады.

Коршаган айналы

- ▷ Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өндеу мақсатына өткізіңіз. Сонда сіз коршаган айналаны сақтауға себіңізді тигізесіз (Сурет 14).
- ▷ Ишіне орнатылған қайта зарядталып отыратын батарея күрмәнда коршаган айналага тигізер зиянды заттар бар. Құралды тастар немесе арнайы жинап алатын орынға берер алдында батареялар қалыптанып жинайтады. Батареяны арнайы батареялар жинайтады орынға өткізіңіз. Егер сіз батареяны шағару сіздің қолынаныздан келмесе, құралды Philips қызмет орталығына апаруынызға болады, ондағы адамдар батареяны сіз үшін алып, оны коршаган айналага зияны тимейтін жағдайда оның көзін жояды.

Батареяны алып тастау

Батареяны тастар алдында оның толығымен бос екендігін тексеріңіз.

- 1 Батареяларын алар алдында құралды тоқтағанша жұмыс жасатыңыз.
- 2 Ұстағышын ашыңыз. (Сурет 15)
- 3 Батареяларды ұстағышынан алу үшін, бұрауыш қолданыңыз (Сурет 16).

Тіс щеткасының орнын ашқан болсаңыз, онда тіс щеткасын өзінің су өткізбейтін мүмкіндігін айырылады. Егер сіз орнын ашқан болсаңыз, онда сіздің кепілдігіңіз күшін жоғалтады.

Кепілдік және қызмет

Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде ойландыран мәселе болса, Philips'tің интернет бетіндегі www.philips.com веб-сайтына келіңіз, немесе өзініздің елініздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсаның болады (оның немірін сіз дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің елінізде Тұтынушылар Қамкорлық Орталығы жоқ болған жағдайда өзініздің жергілікті Philips дилеріне арызданыңыз немесе Philips'tің Үйге арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамкор BV белімінде арызданыңыз.

Ақаулықтарды табу

Егер сіз өзініздің келел мәселеңізді төменде ұсынылған кеңестер көмегімен шеше алмасыңыз, онда ең жақын ораналаскан Philips қызмет орталығымен немесе елініңде Philip Тұтынушылар Қызмет орталығымен хабарласыңыз. Сіз, сонымен қатар, бізben интернет аркылы www.philips.com, байланысунызға болады.

Келел мәселе	Шешім
Тұні бойы зарядтау күрілғысында тұрганына қарамастан, тіс щеткасы жұмыс істемейді.	Зарядтау күрілғысының вилкасы розеткаға дұрыс қосылғандығына көзінізді жеткізініз. Электр розеткасының кернеуде тұргандығына көзінізді жеткізініз («Назар аударыңыз» тарауын қараныз).
Тіс щеткасының электр қозғалтқышы жұмыс істеп тұр, бірақ оның басы қозғалыссыз.	Күралға щетка басы дұрыстап орнатылғандығын тексерініз («Күралды қолдану» тармағы да қараныз).
Тіс щеткасының тазалау құаты әлдегендегі азайып қалды.	Тіс щеткасын зарядтап тұру керек. Егер сіз әдетте тіс щеткасын зарядтаушыда тоқтаусыз зарядтауға қойын жүрсениз, онда сізге «Қолдануға дайындық» тармағы нда суреттелгендей, батареялардың өмірін ұзарту әдісін қолдану керек болар.
Тіс щеткасы бұрынғыдай менің тістерімді жақсылап тазаламайды.	Щетка басын алмастырыңыз.

Bendrasis aprašas (Pav. 1)

- A** Šepetėlio galvutė
- B** Rankena
- C** Šepetėlio galvutės laikymo køjelės
- D** Kroviklio kištukas
- E** Kroviklis

Svarbu

- Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireiki ateityje.
- D** Priej jungdamis prietaisą į maitinimo tinklą, patirkinkite, ar įtampa, nurodyta kroviklio apačioje, atitinka vietinę elektros įtampą.
 - D** Kroviklių laikykite kuo toliau nuo vandens. Nepadėkite ir nelaikykite jo po ar šalia vandens pripiltos vonios, prastuvės, kriaulkės ir pan. Nejmerkite kroviklio į vandenį ar kitokį skystį.
 - D** Nesinaudokite krovikliu, jei jis, jo laidas ar kištukas yra pažeisti.
 - D** Kroviklio laidas yra nekeičiamas. Jei laidas pažeistas, kroviklių išmeskite.
 - D** Įkraudami šepetėlį, įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia. Elektros tiekimas į veidrodinėse spintelėse virš prastuvės ar voniose esančius barzdaskūcių lizdus gali būti nutraukiamas, kai išjungiamą šviesą.
 - D** Jei per pastaruosius 2 mėnesius jums buvo atlikta burnos ertmės arba dantų operacija, prieš naudodamiesi dantų šepeteliu, pasitarkite su savo odontologu.
 - D** Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas šepetelių galvutes.
 - D** Šepetėlio galvutę keiskite kas 3 mėnesius arba dažniau, jei atsiranda susidėvėjimo požymiai, pvz., sulankstytu arba suspaustu šereliu.
 - D** Šis prietaisas nesikirtas naudoti asmenims (iskaitant vaikus), kurių sumažėjė fizinio jutimo arba protiniai sugebėjimai, arba nesant patirties ir žinių, nebent už jų sauga atsakingas asmuo prižiūrėjo arba pateikė nurodymus apie prietaiso naudojimą.
 - D** Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
 - D** Triukšmo lygis: Lc = 65 dB [A]

Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai naudojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jis yra saugus naudoti.

Paruošimas naudoti**Prietaiso įkrovimas**

- 1** Prieš pirmajį naudojimą prietaisą kraukite bent 16 valandų.
- D** Prieš pradėdami krauti prietaisą, įsitikinkite, kad jis yra išjungtas (Pav. 2).
- D** Kai akumulatorius kraunasi, užsidega žalia lemputė (tik HX1630).
- D** Šepetelių galite įstatyti į kroviklį ir leisti jam krautis nuolat.

Optimalus akumulatoriaus naudojimo laikas

Įkrovę dantų šepetelių pirmą kartą, nemieginkite jo įkrauti tarp dantų valymų. Prieš vėl įkraudami dantų šepetelių, naudokite jį tol, kol akumulatorius visiškai išsikraus.

- Prietaisą įkraukite, kai varikliukas beveik sustos.
- Pakartokite šią procedūrą tris karus iš eilės.
- Norédami pailginti akumulatoriaus naudojimo laiką, šią procedūrą kartokite kas 6 mėnesius.

Prietaiso naudojimas

- 1** Norédami pritvirtinti šepetėlio galvutę, įstatykite ją į kontaktą ir pasukite ketvirtą rato pagal laikrodžio rodyklę (Pav. 3).
- Taip šepetėlio galvutė neastsijungs dėl vibracijos.
- 2** Ant šepetėlio galvutės išspauskite pastos.
- 3** Įkiškite šepetėlį į burną (Pav. 4).
- 4** Dantų šepeteliui įjungti paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir pradėkite valyti dantis (Pav. 5).
- D** Apie tinkamiausią valymo būdą ir minimalų valymo laiką, žr. „Dantų valymo patarimus“.

Dantų valymo patarimai**Valymo būdas**

- 1** Laikykite šepetėlio galvutę taip, kad ji dengtų danties paviršių ir dantenų juostą (Pav. 6).
- 2** Tokioje padėtyje šepetėlio galvutę palaikykite kelias sekundes ir paslinkite prie kito danties (Pav. 7). Apvali šepetėlio galvutė pašalinia apnašas nuo dantų ir apačioje prie dantenų. Atskirai judantis „Active Tip“ antgalis valo tarpdančius.
- 3** Atsargiai veskite šepetėlio galvutę išilgai dantų (Pav. 8).

Patarimas: Įsitikinkite, kad tinkamai valote dantis (vidinį, išorinį, kramtomas paviršių) ir dantenas. Fiksotas valymo būdas užtikrina, kad pasieksite visas vietas.

Patarimas: Norédami visapusiškai prižiūrėti dantis, naudokite ne tik dantų šepetelį, bet ir siūlę tarpdančiams bei dantų krapštukus.

Minimali valymo trukmė

Pakanka 2 minučių, kad tinkamai išvalytumėte dantis. Jei norite, galite valyti ilgiau nei 2 minutes, kad dantys būtų dar švaresni.

- D** Praėjus 2 minutėms, pradės mirksėti raudona lemputė (tik HX1630).

Pastaba: Jei apnāšos pašalinamos tinkamai, dantenos bus rausvos spalvos ir tvirtai afgaubs dantis. Kai valgote arba valote dantis, sveikos dantenos paprastai nekraujuoja.

Pastaba: Jei pirmų valymų šepeteliu metu dantenos šiek tiek kraujuoja, po kelių dienų to nebebus. Jei kraujuoti nenustoja, pasikonsultuokite su odontologu arba dantų higienos specialistu.

Dantų apsauga

- 1** Dantų apsaugos sistema garantuoja, kad jūs nespausite dantų ir dantenų pernelyg stipriai.
- 2** Jeigu per stipriai paspausite šepeteliu, pajusite ir išgirsite spragtelėjimą, kai šepetėlis atsilenkia atgal. Kai tik jūs sumažinate spaudimą, šepetėlis grįžta į normalią padėtį. Tai apsaugos jūsų dantenas (Pav. 9).

Pastaba: Tai gali nutikti kelis kartus, kai jūs pradedate valyti dantis pirmą kartą. Po kiek laiko jūs nustatysite optimalų valymo spaudimą ir šepetėlio galvutę atsilens daug rečiau.

Valymas ir saugojimas

- 1** Išunkite dantų šepetelį ir išplaukite šepetėlio galvutę po karštu tekančiu vandeniu (maks. 60 °C). (Pav. 10)
- 2** Išunkite dantų šepetelį. Nuimkite šepetėlio galvutę ir išplaukite šepetėlio galvutės vidų (Pav. 11).
- 3** Išunkite dantų šepetelį ir norédami pašalinti dantu pastos likučius, po tekančiu vandeniu išskalaukite sujungimą. (Pav. 12)
- 4** Šepetėlio galvutę laikykite ant šepetėlio galvutės laikymo køjelių, esančių ant kroviklio.
- 5** Kroviklį nuvalykite drėgna šluoste (Pav. 13).

Prieš valydamis kroviklį, visada išunkite jį iš el. tinklo.

Pakeitimasis

- 1** Norédami kuo geriau išvalyti dantis, šepetėlio galvutę keiskite kas 3 mėnesius.
- D** Šepetėlio galvutę reikia keisti ir tada, kai šereliai pradeda riestis į išorę.

Nauju šepetėlio galvučių galite įsigyti parduotuvėje, kurioje pirkote dantų šepetelį.

Galima naudoti visas apvalias „Philips“ keičiamas šepetėlio galvutes.

Aplinka

- D** Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis šiukslėmis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbtį. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos (Pav. 14).
- D** Įtaisykame, įkraunamame akumulatoriuje yra medžiagų, kurios gali teršti aplinką. Prieš išmesdami prietaisą arba atiduodami į surinkimo punktą, būtinai išsimkite akumulatorių. Jis atiduokite į oficialų surinkimo punktą. Jei akumulatorius išimi nepavyksta, prietaisą galite nunešti į „Philips“

techninės priežiūros centrą. Centro darbuotojai išsims akumulatorių ir išmes jį neteršdami aplinkos.

Akumulatoriaus išmetimas

Prieš išmesdami akumulatorių, įsitikinkite, kad jis yra visiškai tuščias.

- 1** Prieš išimdami akumulatorių, palikite prietaisą dirbtį, kol šis sustos.

- 2** Atidarykite rankeną. (Pav. 15)

- 3** Naudokite atsuktuva, norédami išimti akumulatorių iš akumulatoriaus laikiklio (Pav. 16).

Jei atidarysite dantų šepetėlio korpusą, dantų šepetėlis taps neatsparus vandeniu. Atidarius korpusą, garantija nebegalios.

Garantija ir techninė priežiūra

Jei jums reikia informacijos ar kyla problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba kreipkitės į jūsų šalyje esančį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančiame garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ pardavėją arba „Philips“ buitinės technikos priežiūros skyrių.

Trikčių nustatymas ir šalinimas

Jei naudodamiesi tolesne informacija negalite pašalinti problemos, kreipkitės į artimiausią „Philips“ aptarnavimo centrą ar „Philips“ klientų aptarnavimo centrą jūsų šalyje arba į mus interneto svetainę www.philips.com.

Tritis**Sprendimas**

Dantų šepetelis neveikia, nors buvo kraunamas visą naktį.

Įsitikinkite, ar veikia el. lizdas (žr. skyrių „Svarbu“).

Įsitikinkite, kad šepetėlis išjungtas ir nors 16 valandų jí kraukite.

Šepetėlio varikliukas veikia, tačiau šepetėlio galvutė - ne.

Patirkinkite, ar tinkamai prie prietaiso prijungėte šepetėlio galvutę (žr. skyrių „Prietaiso naudojimas“).

Labai sumažėjo dantų šepetėlio valymo galingumas.

Dantų šepetelį reikia įkrauti. Jei iprastai paliekate dantų šepetelį ant kroviklio, jums gali tekti prailgtinti akumulatoriaus eksplotavimo laiką, kaip aprašyta skyrylyje „Paruošimas naudoti“.

Dantų šepetelis nevalo mano dantų taip gerai, kaip prieš tai.

Pakeiskite šepetėlio galvutę.

Opšti opis (Sl. 1)

- A** Glava četkice
- B** Drška
- C** Igle za odlaganje glave četkice
- D** Igrač punjača
- E** Punjač

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

- Pre priključivanja aparata proverite da li napon načinjen na donjoj strani aparata odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Držite punjač dalje od vode. Nemojte ga stavljavati ili odlagati iznad ili blizu vode u kadi, umivaoniku, sudoperi itd. Nemojte uranjati punjač u vodu ili neku drugu tečnost.
- Nemojte da koristite punjač ako je oštećen ili ako su kabl ili utikač oštećeni.
- Kabl jedinice za punjenje ne može da se zameni. Ako se kabl ošteći, moraćete da bacite punjač.
- Proverite da li je utičnica pod naponom dok punite četkicu za zube. Gašenje sveta može da izazove prekid u dovodu struje kod utičnice ugrađenih u viseće delove u kupatilu ili utičnica koje su namenjene za aparat za brijanje.
- Posavetujte se sa vašim Zubarnom pre upotrebe ovog proizvoda ukoliko ste imali hirurški zahvat u ustima ili na desnim u prethodna 2 meseca.
- Nemojte koristiti druge glave četkice osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Zamenite glavu četkice na svaka 3 meseca ili ranije ukoliko se pojave znaci pohabnosti, kao što su polomljena i savijena vlakna.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Decu je potrebno nadzirati da se ne bi igrala sa aparatom.
- Nivo buke: Lc= 65 dB [A]

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Pre upotrebe**Punjjenje uređaja**

- 1 Pre prve upotrebe uređaj punite najmanje 16 sati.
- Pre početka punjenja, proverite da li je aparat isključen (Sl. 2).
- Zeleno svetlo je uključeno dok se baterija puni (samo model HX1630).
- Četkicu možete da odložite na postolje i ostavite da se neprekidno puni.

Optimizacija radnog veka baterije

Nakon prvog punjenja četkice, nemojte je ponovo puniti između pranja zuba. Nastavite sa korišćenjem i napunite je tek kada se baterije isprazne.

- Napunite aparat kad motor skoro prestane da radi.
- Ovaj postupak ponovite 3 puta uzastopce.
- Da biste produžili radni vek baterije, ovaj postupak ponavljajte svakih 6 meseci.

Upotreba aparata

- 1 Da biste montirali glavu četkice na aparat, gurnite je u držac i okrenite udesno za četvrtinu kruga (Sl. 3). To će spričati da glava četkice ispadne usled vibracija.
- 2 Stavite pastu za zube na glavu četkice.
- 3 Stavite glavu četkice u usta (Sl. 4).
- 4 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da uključite četkicu i počnete da perete zube (Sl. 5).
- Za najbolji metod pranja zuba i podatke o minimalnom vremenu pranja zuba, pogledajte poglavje "Saveti za pranje zuba".

Saveti za pranje zuba**Metod pranja zuba**

- 1 Postavite glavu četkice uz zub tako da pokriva površinu zuba i liniju desni (Sl. 6).
- 2 Glavu četkice zadržite u tom položaju nekoliko sekundi, a zatim predite na sledeći zub (Sl. 7). Okrugla glava četkice uklanja naslage sa zuba i ispod linije desni. Aktivni vrh koji se nezavisno pokreće čisti prostor između zuba.
- 3 Glavom četkice nežno prelazite duž zuba i kutnjaka (Sl. 8).

Savet: Proverite da li ste dobro očistili sve površine zuba (unutrašnju, spoljni i površinu za žvakanje), kao i liniju desni. Utvrđen šablon pranja zuba pomaže da ne preskočite određene površine.

Savet: Za optimalnu higijenu zuba osim električne četkice za zube preporučuje se i upotreba konca za čišćenje zuba i čačkalica.

Minimalno vreme pranja zuba

Pranje zuba od 2 minuta bi trebalo da bude dovoljno za temeljno pranje zuba. Ako želite još temeljnije čišćenje, zube možete da perete i duže od 2 minuta.

- Crveno svetlo treperi nakon što prođu 2 minute (samo model HX1630).

Napomena: Ako se naslage ispravno uklanjaju, desni će imati ružičastu boju i čvrsto će okruživati zube. Zdrave desni ne krvare kada jedete ili perete zube.

Napomena: Ako vam desni malo krvare pri prvih nekoliko korišćenja četkice, to krvarenje će prestati nakon nekoliko dana korišćenja. Ako krvarenje ne prestane, обратите se zubaru ili Zubnom higijeničaru.

Zaštita desni

- 1 Sistem za zaštitu desni garantuje da tokom pranja zubi i desni neće trpeti prevelik pritisak.
- 2 Ako četkicu pritisnete suviše jako, osetiće i čućete 'klik' kada se glava četkice savija unazad. Čim smanjite pritisak, glava četkice će se vratiti u normalan položaj. To će zaštiti vaše desni (Sl. 9).

Napomena: To će se verovatno desiti nekoliko puta kada počnete sa korišćenjem četkice. Nakon izvesnog vremena pronaći ćete optimalan pritisak za pranje zuba, a glava četkice će se ređe povijati unazad.

Čišćenje i odlaganje

- 1 Uključite četkicu i isperite glavu četkice pod mlazom vruće vode (maks. 60°C). (Sl. 10)
- 2 Isključite četkicu. Odvojite glavu četkice i isperite je iznutra (Sl. 11).
- 3 Ponovo uključite četkicu i isperite pogonsku osovinu pod česmom da biste oprali ostatke paste za zube (Sl. 12).
- 4 Glavu četkice odložite na punjač pomoću igle za odlaganje glave četkice.
- 5 Dodatke očistite vlažnom tkaninom (Sl. 13).

Pre čišćenja, aparat uvek isključite iz struje.

Zamena delova

- 1 Za najbolje rezultate pranja, dodatak sa četkicom menjajte na svaka 3 meseca.
- Glavu četkice zamenite i kada krajevi vlakana počnu da se izvijaju ka spolu.

Nove glave četkice naći ćete u prodavnici u kojoj ste kupili četkicu.

Za zamenu mogu da se koriste sve vrste okruglih glava četkice kompanije Philips.

Zaštita okoline

- Aparat koji se više ne može upotrebjavati nemojte da odlazešte u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 14).
- Ugrađena punjiva baterija sadrži supstance koje mogu da zagade okolinu. Uvek uklonite bateriju pre nego što bacite aparat i predajte ga na službenom

odlagalištu. Baterije odlažite na službenom mestu za odlaganje baterija. Ako imate problema sa uklanjanjem baterije, aparat možete da odnesete u Philips servisni centar. Osoblje centra će ukloniti bateriju i odložiti je tako da ne zagaduje okolinu.

Odlaganje baterije

Pazite da baterija bude potpuno prazna kada je odlažete.

- 1 Pre uklanjanja baterije aparat treba ostaviti da radi dok se sam ne zaustavi.
- 2 Otvorite dršku. (Sl. 15)
- 3 Odvijačem odvojite bateriju od držača baterije (Sl. 16).

Po otvaranju kućišta četkice, baterija više neće biti vodootporna. Ako otvorite kućište, garancija prestaje da važi.

Garancija i servis

Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na adresi www.philips.com ili se obratite Philips korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona možete pronaći na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Rešavanje problema

Ako ne možete da rešite problem uz pomoć informacija koje se nalaze u nastavku, obratite se najbližem Philips servisnom centru, predstavništvu kompanije Philips u svojoj državi ili nam se obratite putem Interneta na www.philips.com.

Problem	Rešenje
Četkica uopšte ne radi, iako je celu noć bila u jedinici za punjenje.	Proverite da li ste utikač jedinice za punjenje ispravno uključili u zidnu utičnicu.
	Proverite da li u utičnici ima napona (pogledajte poglavje "Važno").
Motor četkice radi, ali glava četkice ne.	Proverite da li je četkica isključena i punite je najmanje 16 sati.
	Proverite da li je glava četkice ispravno spojena sa aparatom (pogledajte poglavje "Upotreba aparat").
Snaga čišćenja aparata se značajno smanjila.	Četkica treba da se napuni. Ako četkicu stalno držite u jedinici za punjenje, možda ćete morati da produžite vek trajanja baterije na način opisan u poglaviju "Pre upotrebe".
Četkica više ne pere onako dobro kao ranije.	Zamenite glavu četkice.