

Always here to help you


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips



**Sonicare
FlexCare
Platinum**

PHILIPS



ENGLISH 4

한국어 21

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the charger and/or sanitiser away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the charger and/or sanitiser in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger and/or sanitiser is completely dry before you connect it to the mains.

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger and/or sanitiser.
- Always have the charger and/or sanitiser replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the charger and/or sanitiser outdoors or near heated surfaces. Do not operate the sanitiser where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle, charger and/or sanitiser), stop using it. This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Customer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee & service').

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Children shall not play with the appliance.
- Discontinue use of the sanitiser if the UV light bulb remains on when the door is open. UV light can be harmful to the human eye and skin. Keep the sanitiser out of the reach of children at all times.

Caution

- Do not clean the brush head, the handle, the charger, the charger cover and/or the sanitiser in the dishwasher.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use the toothbrush.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this toothbrush or if bleeding continues to occur after 1 week of use. Also consult your dentist if you experience discomfort or pain when you use the Sonicare.
- The Sonicare toothbrush complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the device manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use the Sonicare.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it

for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.

- The Sonicare toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
- Do not use other brush heads than the ones recommended by the manufacturer.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.
- Do not insert objects into the air openings of the sanitiser or block these air openings by placing it on a soft surface or in a position or location where objects will block these openings (examples of objects: magazine, tissue paper and hair).
- The UV light bulb is hot during and immediately after the sanitising cycle. Do not touch the UV light bulb when it is hot.
- Do not operate the sanitiser without the protective screen in place to avoid contact with a hot bulb.
- If the sanitiser has been used for 3 consecutive UV clean cycles (i.e. 3 times in a row), switch it off for at least 30 minutes before you start another UV clean cycle.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.


General description (Fig. 1)

- 1 Hygienic travel cap
- 2 Brush head with unique identifier
- 3 Handle
- 4 Power on/off button
- 5 Intensity level indicator
- 6 Intensity level button (+ and -)
- 7 Brushing modes
- 8 Mode button
- 9 Battery level indicator
- 10 UV sanitiser and base with integrated charger and cord wrap (specific types only)
 - Not shown: UV light bulb
 - Not shown: Sanitiser drip tray
 - Not shown: Protective screen for UV light bulb
- 11 Mains cord with plug
- 12 Deluxe charger (specific types only)
- 13 Charger cover with brush head holders and base with cord wrap
- 14 Travel charger
 - Not shown: Travel case

Note: The contents of the box may vary based on the type purchased.

Preparing for use


Attaching the brush head



- 1** Align the front of the brush head with the front of the handle.
- 2** Firmly press the brush head down onto the metal shaft until it stops.

Note: Sonicare Platinum brush heads come with easily identifiable icons to identify your brush head.

Charging the appliance




- 1** Put the plug of the charger or sanitiser in a wall socket.
- 2** Place the handle on the charger.
▶ The flashing light of the battery level indicator shows that the toothbrush is charging.

Note: It takes at least 24 hours to fully charge the battery.

Using the appliance

Brushing instructions



- 1** Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.
- 2** Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle towards the gumline.
- 3** Press the power on/off button to switch on the Sonicare.

- 4** Apply light pressure to maximise Sonicare's effectiveness and let the Sonicare toothbrush do the brushing for you. Do not scrub.
- 5** Gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion so the longer bristles reach between your teeth. Continue this motion throughout your brushing cycle.



Note: To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections using the Quadpacer feature (see chapter 'Features').

- 6** Brush each section for 30 seconds for a total brushing time of 2 minutes. Start with section 1 (outside top teeth) and then brush section 2 (inside top teeth). Continue with section 3 (outside bottom teeth) and finally brush section 4 (inside bottom teeth).

Note: After you have completed the brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs. You may also brush your tongue, with the toothbrush switched on or off, as you prefer.

The Sonicare is safe to use on:

- Braces (brush heads may wear out more quickly when used on braces)
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers, implants)



Brushing modes

- 1 **Clean:** The ultimate in plaque removal (default mode).
- 2 **White:** 2 minutes to remove surface stains and 30 seconds to brighten and polish your front teeth.
- 3 **Gum care:** Combines the Clean mode with an additional minute to gently stimulate and massage gums to improve gum health.

The Sonicare comes with the Clean mode activated.

Note: When the toothbrush is switched on, you cannot toggle between modes.

- 1 Before you switch on the Sonicare, press the mode button to toggle between modes.
 - ▶ The selected brushing mode lights up.
 - ▶ Once a brushing mode has been selected, it remains active until another brushing mode is selected.

Note: When the Sonicare is used in clinical studies, the default 2-minute Clean mode must be selected. The handle has to be fully charged and the Easy-start feature must be deactivated.

Intensity levels per mode

- **Low:** 1 LED indicator light
- **Medium:** 2 LED indicator lights
- **High:** 3 LED indicator lights

Note: to adjust the intensity level to the next higher or lower level, you can press the + button to increase intensity or the - button to decrease intensity at any time during the brushing cycle.

Pressure Sensor

A change in vibration (and a slight change in sound) alerts you when you apply too much pressure while brushing. See chapter 'Features'.

Battery status (when handle is not on charger)

- 1 yellow LED indicates a low charge.
- 3 green LEDs indicate a full charge.

Note: If you hear a long beep and the yellow LED of the battery level indicator flashes, the rechargeable battery is empty and the Sonicare switches off. Place the handle on the charger to recharge it.

Note: To keep the battery fully charged at all times, you can keep the Sonicare on the charger when you are not using it.

Features

Pressure Sensor

This Sonicare comes with the Pressure Sensor feature activated. The Pressure Sensor works in all 3 modes and at all 3 intensity levels. To deactivate or reactivate the Pressure Sensor feature:

- 1** Place the handle with a brush head attached on the plugged-in charger or sanitiser.
- 2** Press and hold the power button and the mode button for 2 seconds.
 - ▶ You hear 1 beep to indicate that the Pressure Sensor has been deactivated.
 - ▶ You hear 2 beeps to indicate that the Pressure Sensor has been activated.

Quadpacer



- The Quadpacer is an interval timer that has a short beep and pause to remind you to brush the 4 sections of your mouth. Depending on the brushing mode you have selected, the Quadpacer beeps at different intervals during the brushing cycle. The Quadpacer works in all 3 modes and at all 3 intensity levels.

The Quadpacer feature on this Sonicare has been activated. To deactivate or reactivate the Quadpacer feature:

- 1** Place the handle with a brush head attached on the plugged-in charger or sanitiser.
- 2** Press and hold the mode button for 2 seconds.
 - ▶ You hear 1 beep to indicate that the Quadpacer has been deactivated.
 - ▶ You hear 2 beeps to indicate that the Quadpacer has been activated.

Smartimer

The Smartimer indicates that your brushing cycle is complete when it automatically switches off the toothbrush at the end of the brushing cycle. Dentists recommend brushing at least 2 minutes twice a day.

Easy-start

The Easy-start feature gently increases power over the first 14 brushings to let you get used to brushing with the Sonicare. The Easy-start feature only works in the Clean mode and at the High intensity level. This Sonicare comes with the Easy-start feature deactivated. To activate or deactivate the Easy-start feature:


- 1** Attach your brush head to the handle.
- 2** Place the handle on the plugged-in charger or sanitiser.
- 3** Activate or deactivate Easy-start:
 - ▶ To activate Easy-start: Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 2 beeps to indicate that the Easy-start feature has been activated.
 - ▶ To deactivate Easy-start: Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 1 beep to indicate that the Easy-start feature has been deactivated.

Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to properly move through the Easy-start ramp-up cycle.


Note: Using the Easy-start feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces Sonicare's effectiveness in removing plaque.

Cord wrap on charger (specific types only)


If your Sonicare includes the charger cover and base, the travel charger is pre-installed inside the cover:



- 1** To separate the charger cover from the charger base, press the two gray snap bars on the charger base and pull the white charger cover upwards.




- 2** Wrap excess mains cord around the gray charger base as shown in the picture. Be sure to wrap the cord on the inside of the two snap levers. Guide the cord through the small groove in the back of the charger base.



- 3** To reattach the charger cover, press it down over the charger base until it snaps into place.

Tip: For extra convenience during travel, you can remove the travel charger and use it without the charger cover and charger base.

Sanitising (specific types only)



- With the UV sanitiser you can clean your brush head after every use.

Unplug the sanitiser, discontinue use and call Consumer Care if:

- The UV light bulb remains on when the door is open.
- The window is broken or missing from the sanitiser.
- The sanitiser gives off smoke or a burning smell while it is operating.

Note: UV light can be harmful to the human eye and skin. The Sanitiser should be kept out of reach of children at all times.


- 1** After brushing, rinse the brush head and shake off excess water.

Do not place the travel cap on the brush head during sanitisation.

- 2** Place your finger in the door recess on top of the sanitiser and pull open the door.

- 3** Place the brush head on one of the 2 pegs in the sanitiser with the bristles facing the light bulb.

Note: Only clean Sonicare snap-on brush heads in the sanitiser.



Note: Do not clean Sonicare for Kids brush heads in the sanitiser.

- 4** Put the plug in a wall socket.
- 5** Close the door and press the green power on/off button once to select the UV clean cycle.

Note: You can only switch on the sanitiser if the door is properly closed.

Note: The sanitiser stops if you open the door during the sanitising cycle.


Note: The sanitiser operates for 10 minutes and then automatically switches off.

- The sanitiser is in operation when the light glows through the window.

Cleaning

Do not clean the brush head, handle, travel charger, charger cover and the UV sanitiser in the dishwasher.


Toothbrush handle



- 1** Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water.

Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.

- 2** Use a damp cloth to wipe the entire surface of the handle.

Brush head

- 1** Rinse the brush head and bristles after each use.
- 2** Remove the brush head from the handle and rinse the brush head connection at least once a week with warm water.

Deluxe charger (specific types only)


- 1** Unplug the charger and remove the charger cover.
- 2** Use a damp cloth to wipe the surface of the charger and charger cover.

UV sanitiser (specific types only)


Do not immerse the sanitiser in water or rinse it under the tap.

Do not clean the sanitiser when the UV light bulb is hot.

For optimal effectiveness, it is recommended to clean the sanitiser every week.



- 1** Unplug the sanitiser.
- 2** Pull the drip tray straight out. Rinse the drip tray and wipe it clean with a damp cloth.
- 3** Clean all interior surfaces with a damp cloth.
- 4** Remove the protective screen in front of the UV light bulb.



To remove the screen, grasp the edges next to the snaps, gently squeeze and pull out the protective screen.

5 Remove the UV light bulb.

To remove the light bulb, grasp it and pull it out of the metal clasp.

6 Clean the protective screen and the UV light bulb with a damp cloth.**7 Reinsert the UV light bulb.**

To reinsert the light bulb, align the bottom of the light bulb with the metal clasp and push the bulb into the clasp.

8 Reinsert the protective screen.

To reinsert the screen, align the pegs on the screen with the slots on the reflective surface near the UV light bulb. Push the screen straight into the slots on the sanitiser.

Storage

If you are not going to use the appliance for an extended period of time, remove the mains plug from the wall socket. Then clean the appliance and store it in a cool and dry place away from direct sunlight. You can use the cord wrap feature to store the mains cord neatly.

Replacement**Brush head**

Replace Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal results.

Only use genuine Philips Sonicare replacement brush heads that are suitable for this model.

UV light bulb

Replacement UV bulbs are available through the Philips Consumer Care Centre in your country.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Environment



- Do not throw away the appliance or the UV light bulb (bulb contains mercury) with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.






- The built-in rechargeable battery of the Sonicare contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable battery

This process is not reversible.

To remove the rechargeable battery, you need a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic safety precautions when you follow the procedure described below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

- 1** Remove the toothbrush from the charger, switch it on and let it operate until it stops. Continue to switch on the Sonicare until the battery is completely empty.
- 2** Insert a flathead (standard) screwdriver into the slot located at the bottom of the handle. Turn the screwdriver anticlockwise to release the bottom cap.
- 3** Place the handle on a solid surface with the buttons facing up and lightly tap the housing 2.5cm from the bottom edge with a hammer.
- 4** Hold the handle upside down and push down on the shaft to release the internal components of the handle.
- 5** Insert the screwdriver under the circuit board, next to the battery connections, and twist to break the connections. Remove the circuit board and pry the battery from the plastic carrier.



Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- Brush heads
- Damage caused by use of unauthorised replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading.
- UV light bulb

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!
필립스가 드리는 지원 혜택을 받을 수 있도록
www.philips.com/welcome에서 제품을
등록하여 주십시오.

중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를
주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘
보관하십시오.

위험

- 충전기 및 살균기는 물이 있는 곳을 피해서
보관하십시오. 욕조, 세면대, 싱크대 등
물이 가까이 있는 곳에서 보관하거나 놓아
두지 마십시오. 그리고 충전기 및 살균기를
물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
청소한 후에는 충전기 및 살균기가 완전히
건조된 다음 제품을 본체에 연결하십시오.

경고

- 전원 코드는 교체할 수 없습니다. 전원
코드가 손상된 경우 충전기 및 살균기를
폐기하십시오.
- 위험한 상황을 방지하기 위해 충전기 및
살균기는 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 충전기 및/또는 살균기를 실외 또는 뜨거운
표면 근처에서 사용하지 마십시오. 에어로졸
(스프레이) 제품이 사용 중이거나 산소가
나오는 곳에서는 살균기를 작동하지 마십시오.
- 부속품에 손상된 부분(칫솔모, 칫솔 손잡이,
충전기 및 살균기)이 나타나면 사용을
중단하십시오. 이런 부속품은 서비스되는
부품이 없습니다. 문제가 발생하면 필립스
고객 상담실로 문의하십시오(‘품질 보증 및
서비스’란 참조).

- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사용자(어린이 포함)는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항에 충분히 숙지한 사람의 지도와 도움을 받으십시오. 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오. 제품 및 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
- 제품 내부에 UV 전구의 불빛이 남아 있다면 살균기를 사용하지 마십시오. 자외선은 눈과 피부에 해로울 수 있습니다. 살균기를 항상 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.

주의

- 칫솔모, 손잡이, 충전기, 충전기 덮개 및 살균기를 식기세척기로 세척하지 마십시오.
- 최근 2개월 이내에 구강 또는 잇몸 수술을 받은 경우에는 칫솔을 사용하기 전에 치과 의사와 상의하십시오.
- 본 제품을 사용한 후 출혈이 심하거나 1주일이 지나도 증상이 호전되지 않는다면 치과 전문의와 상의하십시오. 소닉케어 칫솔을 사용할 때 불편하거나 통증을 느끼는 경우에도 치과 전문의와 상의하십시오.
- 소닉케어 칫솔은 국내 안전 기준에 따라 전자파 장애 검정을 받은 제품입니다. 심장 박동 보조기 등, 보조 기구를 이식 받은 경우에는 주치의나 보조 기구 제조업체에 문의하여 충분히 이해한 후 이용하십시오.
- 의료적 문제는 소닉케어를 사용하기 전에 치과 의사와 상의하십시오.

- 본 제품은 치아와 잇몸, 그리고 혀만 세정할 수 있도록 만들어졌으므로 다른 용도에는 사용하지 마십시오. 사용 중 불편함이나 통증이 느껴지면 제품 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.
- 소닉케어 칫솔은 개인 용품이므로 치과나 기타 의료 시설에서 공용으로 이용하지 마십시오.
- 눕거나 휘어진 칫솔모는 사용을 중단하십시오. 마모 증상이 나타나면 칫솔모를 교체하거나 3개월마다 정기적으로 교체하십시오.
- 제조업체에서 권장한 제품 이외의 칫솔모를 사용하지 마십시오.
- 사용하는 치약 성분에 과산화수소, 탄산수소나트륨, 중탄산염(미백 치약 주성분)이 포함된 경우, 이용하고 나서 칫솔모를 비누로 닦고 물로 깨끗이 씻어내십시오. 플라스틱 부분이 손상될 수 있습니다.
- 살균기의 통풍구에 물건을 넣거나 통풍구를 막을 소지가 있는 물건(예: 잡지, 휴지, 머리카락 등) 위에 살균기를 놓지 마십시오.
- 살균과정을 작동하는 도중이나 끝난 직후에는 UV 전구가 뜨겁습니다. 이 때에는 UV 전구를 만지지 마십시오.
- 뜨거운 전구에 닿을 수 있으므로 보호 스크린 없이 살균기를 작동하지 마십시오.
- 살균기를 세 번 연속 사용한 경우 UV 살균과정을 다시 시작하려면 최소 30분간 꺼두어야 합니다.

EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.


각 부의 명칭 (그림 1)

- 1 여행용 위생 칫솔모 뚜껑
- 2 교체 시기를 알 수 있는 칫솔모
- 3 손잡이
- 4 전원 버튼
- 5 강도 표시등
- 6 강도 버튼(+ 및 -)
- 7 세정 모드
- 8 모드 버튼
- 9 배터리 전력 표시등
- 10 통합 충전기 및 코드 정리함이 있는 UV 살균기 및 받침대(특정 모델만 해당)
 - 그림 표시 안 됨: UV 전구
 - 그림 표시 안 됨: 살균기 잔 받침대
 - 그림 표시 안 됨: UV 전구 보호 스크린
- 11 플러그 전원 코드
- 12 고급 충전기(특정 모델만 해당)
- 13 칫솔모 꽃이가 있는 충전기 덮개 및 코드 정리함이 부착된 받침대
- 14 여행용 충전기
 - 그림 표시 안 됨: 여행용 케이스

참고: 제품 구성품은 구입한 제품 패키지에 따라 다릅니다.

사용 준비


칫솔모 부착 방법



- 1 칫솔모를 핸들의 전원 방향이 일치하도록 꽂아주십시오.
- 2 칫솔모를 금속 샤프트에 꼭 눌러 고정시킵니다.

참고: 소닉케어 플래티넘 칫솔모에는 각자의 칫솔모를 표시하는 마크가 있어 구분이 쉽습니다

제품 충전




1 충전기 또는 살균기의 전원 플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.

2 충전기에 손잡이를 꽂으십시오.
▶ 배터리 전력 표시등의 불빛이 깜박이면 칫솔이 충전되고 있다는 표시입니다.

참고: 배터리를 완전히 충전하려면 최소 24시간이 걸립니다.

제품 사용

칫솔질 방법



1 칫솔모를 물에 적신 후 소량의 치약을 바르십시오.



2 칫솔모가 잇몸과 살짝 각을 이루도록 치아에 올려놓으십시오.

3 전원 버튼을 눌러 소닉케어를 켜십시오.

4 소닉케어를 더욱 효과적으로 사용하려면 손에 힘을 빼고 칫솔이 움직이는 대로 따라가십시오. 직접 문지르지 마십시오.

5 치아를 향해 칫솔모를 앞 뒤로 약간씩 움직여서 긴 칫솔모가 치아 사이까지 닿게 하고, 이 동작을 양치질하는 동안 계속하십시오.

참고: Quadpacer(쿼드페이스) 기능을 사용하여 입안을 4개의 구간으로 나누고 알림음에 따라 입 안 치아를 골고루 양치할 수 있습니다.(‘기능’란 참조).



- 6** 각 구간을 30초씩 양치하면 총 칫솔질 시간은 2분이 걸립니다. 1구간(윗니 바깥쪽)부터 칫솔질한 후 2구간(윗니 안쪽)을 닦고 계속해서 3구간(아랫니 바깥쪽)을 닦은 후에 마지막으로 4구간(아랫니 안쪽)을 칫솔질합니다.

참고: 칫솔질 시간이 완료된 다음 추가로 어금니 및 착색 부분을 닦을 수 있습니다. 또한 칫솔의 전원을 켜거나 끈 상태에서 원하는 대로 혀를 닦을 수도 있습니다.

소닉케어는 다음과 같은 경우에 사용해도 안전합니다.

- 치아 교정기(교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 보다 빨리 마모될 수 있음)
- 치아 보철물(신경치료, 크라운, 라미네이트, 임플란트)

세정 모드

- 1 **일반세정** - 2분 동안의 세정을 통해 탁월한 플라그 제거 효과를 경험하실 수 있습니다 (기본 모드).
- 2 **미백**: 2분 동안 치아 표면의 착색을 제거한 후, 추가 30초 동안 환하고 빛나는 앞니를 만들어 줍니다.
- 3 **잇몸 관리** - 일반 세정 모드 후 (2분), 추가적인 1분 동안 잇몸을 부드럽게 마사지 하여 잇몸을 건강하게 해줍니다.

소닉케어는 기본적으로 일반세정 모드로 설정되어 있습니다.

참고: 칫솔이 켜져 있을 때는 모드를 전환할 수 없습니다.

- 1** 소닉케어의 전원을 켜기 전에 모드 버튼을 눌러 모드를 전환하십시오.
- ▶ 선택한 세정 모드의 LED 표시등이 점등됩니다.

- ▶ **칫솔질 모드가 한 번 선택되고 나면 다른 칫솔질 모드를 선택하기 전까지 해당 모드가 유지됩니다.**

참고: 소닉케어를 임상 연구에 사용할 때는 기본 모드인 2분의 세정 모드를 선택해야 합니다. 핸들을 완전히 충전하고 이지스타트 기능을 해제해야 합니다.

모드별 강도

- **낮음:** LED 표시등 1개 점등
- **보통:** LED 표시등 2개 점등
- **높음:** LED 표시등 3개 점등

참고: 칫솔질 중 언제라도 + 버튼을 눌러 강도를 높이거나 - 버튼을 눌러 강도를 낮춰 강도를 조절할 수 있습니다.

압력 센서

진동의 변화(및 소리의 미세한 변화)는 양치하는 동안 너무 센 압력을 가했을 때 나타납니다. ‘기능’ 란을 참조하십시오.

배터리 상태(핸들이 충전기에 없을 때)

- LED가 노란색으로 1회 깜박이면 배터리가 부족한 것입니다.
- LED가 녹색으로 3회 깜박이면 완전히 충전된 것입니다.

참고: 신호음이 길게 1번 울리고 배터리 전력 표시등의 LED가 노란색으로 깜박이는 경우 충전식 배터리가 방전되어서 소닉케어의 전원이 꺼집니다. 배터리를 재충전하려면 충전기에 핸들을 두십시오.

참고: 배터리를 항상 완전히 충전된 상태로 유지하려면 소닉케어를 사용하지 않을 때에도 충전기에 꽂아 두십시오.

기능


압력 센서

이 소닉케어는 압력 센서 기능이 설정되어 있습니다. 압력 센서는 3가지 작동 모드와 3가지 강도로 작동합니다.

압력 센서 기능을 해제 또는 다시 설정하려면:

- 1** 전원에 연결된 충전기 또는 살균기에 칫솔모를 꽂은 핸들을 놓습니다.
- 2** 전원 버튼과 모드 버튼을 2초 동안 길게 누릅니다.
 - ▶ 신호음이 1번 울리면 압력 센서가 해제된 것입니다.
 - ▶ 신호음이 2번 울리면 압력 센서가 설정된 것입니다.

쿼드페이서



- 쿼드페이서(Quadpacer)는 짧은 신호음과 일시 중지 동작으로 입안의 4부분을 칫솔질 할 수 있도록 알려주는 간격 타이머입니다. 선택한 양치 모드에 따라 쿼드페이서는 칫솔질 중 각각 다른 간격의 신호음을 울립니다. 쿼드페이서는 3가지 모드와 3가지 강도로 작동합니다.

본 소닉케어 제품은 쿼드페이서 기능이 설정되어 있습니다. 쿼드페이서 기능을 설정/해제하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1** 전원에 연결된 충전기 또는 살균기에 칫솔모가 있는 손잡이를 꽂습니다.
- 2** 모드 버튼을 2초 동안 누르십시오.
 - ▶ 신호음이 1번 울리면 쿼드페이서가 해제된 것입니다.
 - ▶ 신호음이 2번 울리면 쿼드페이서가 설정된 것입니다.

스마트타이머

스마트타이머는 양치질이 끝난 후 자동으로 전원을 차단해 양치질이 끝났음을 알려줍니다. 치과 전문의는 최소 2분 동안 하루에 2회 이상 양치질할 것을 권장합니다.

이지스타트

이지스타트 기능은 최초 14회 양치하는 동안 서서히 강도를 높여서 소닉케어를 이용한 양치질에 익숙해지도록 합니다. 이지스타트 기능은 일반세정 모드와 높은 강도에서만 작동합니다.


본 소닉케어제품은 이지스타트 기능이 해제되어 있습니다. 이지스타트 기능을 설정/해제하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1** 손잡이에 칫솔모를 결합하십시오.
- 2** 전원이 연결된 충전기 또는 살균기에 칫솔 몸체를 꽂으십시오.
- 3** 이지스타트를 설정 또는 해제하려면:
 - ▶ 이지스타트 설정: 전원 버튼을 2초 동안 누르십시오. 이지스타트 기능이 설정됨을 알리는 신호음이 2번 울립니다.
 - ▶ 이지스타트 해제: 전원 버튼을 2초 동안 누르십시오. 이지스타트 기능이 해제됨을 알리는 신호음이 1번 울립니다.

참고: 최초 14회의 양치 시 이지스타트 점증 사이클이 제대로 기능하는 데 걸리는 최소 양치시간은 1분입니다.


참고: 최초 점증 기간 이후에 이지스타트 기능을 사용하는 것은 소닉케어의 플라그 제거 성능을 저하시키므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.

충전기의 코드 정리(특정 모델만 해당)




소닉케어에 충전기 덮개 및 받침대가 모델에 포함되어 있는 경우, 덮개 내부에 여행용 충전기가 내장되어 있습니다.

1 충전기 덮개를 충전대에서 분리하려면 충전대에 있는 두 개의 회색바를 눌러 하얀색 충전기 덮개가 위로 올라오도록 당깁니다.




2 그림과 같이 회색 충전대 주변의 사용하지 않는 전원 코드를 정리합니다. 코드는 두 개의 걸쇠 손잡이 안으로 정리해야 합니다. 회색 충전대 후면의 작은 홈에 전원 코드를 놓습니다.



3 충전기 덮개가 제자리에 고정될 때까지 충전대 위로 눌러 충전기 덮개를 다시 연결하십시오.

도움말: 여행을 더욱 편안하게 즐기려면, 여행용 충전기의 충전기 덮개 및 충전대는 제거한 채로 사용하십시오.

살균(특정 모델만 해당)





- 사용한 칫솔모를 UV 살균으로 세척할 수 있습니다.

다음과 같은 경우, 살균기의 전원 코드를 뽑고 사용을 중단한 후 고객 상담실에 문의하십시오.

- 살균기 문을 열어도 UV 전구의 불빛이 계속 켜져 있는 경우
- 살균기 창이 깨졌거나 분실된 경우
- 살균기를 작동할 때 연기가 나거나 타는 냄새가 나는 경우

참고: 자외선은 눈과 피부에 해로울 수 있습니다. 살균기를 항상 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.



- 1** 칫솔질 후 칫솔모를 충분한 물로 행구고 물기를 털어내십시오.

살균과정을 작동하는 중에는 칫솔모에 여행용 뚜껑을 씌우지 마십시오.

- 2** 살균기 위쪽의 문 홈에 손가락을 넣고 문을 당겨서 여십시오.

- 3** 칫솔모의 솔이 전구를 향하게 하여 살균기에 있는 2개의 거치대 중 하나에 칫솔모를 놓습니다.

참고: 소닉케어 스냅형 칫솔모 (다이아몬드클린, 프로리절트, 센서티브 칫솔모)만 살균기에서 세정할 수 있습니다.

참고: 살균기에서 소닉케어 키즈 칫솔모를 세정하지 마십시오.

- 4** 전원 플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.

- 5** 살균기의 문을 닫고 녹색 전원 버튼을 한번 눌러 자외선 세정 과정을 선택합니다.

참고: 문이 제대로 닫힌 경우에만 살균기가 작동합니다.

참고: 살균 도중에 문을 열면 살균기가 작동을 멈춥니다.


참고: 살균 과정은 10분 동안 작동된 다음 자동으로 꺼집니다.

- ▶ 살균기 작동 중에는 청색 등이 켜져 있으며 창을 통해 살균 작동 여부를 확인할 수 있습니다.

세척

칫솔모, 손잡이, 여행용 충전기, 충전기 덮개 및 UV 살균기를 식기세척기로 세척하지 마십시오.

칫솔 손잡이




- 1 칫솔모를 제거하고 금속 샤프트 부분을 따뜻한 물로 헹굽니다.

손상될 수 있으므로 금속 샤프트 주위의 고무 덮개를 날카로운 물체로 누르지 마십시오.

- 2 손잡이의 전체 표면을 물에 적신 천으로 닦으십시오.

칫솔모



- 1 사용 후에는 항상 칫솔모를 물로 헹구십시오.
- 2 손잡이에서 칫솔모를 제거하고 매주 1회 칫솔모와 손잡이 사이 연결 부분을 따뜻한 물로 닦아줍니다.

고급 충전기(특정 모델만 해당)


- 1 충전기의 전원 코드를 뽑고 충전기 덮개를 분리합니다.
- 2 충전기와 충전기 덮개의 표면을 물에 적신 천으로 닦으십시오.

UV 살균기(특정 모델만 해당)


살균기를 물에 담그거나 헹구지 마십시오.

UV 전구가 뜨거울 때에는 살균기로 세척하지 마십시오.

최적의 효과를 위해 살균기를 1주일에 한 번씩 닦으십시오.



- 1 살균기 전원 코드 뽑기
- 2 받침대를 똑바로 잡아당겨 빼십시오. 받침대를 헹구고 젖은 천을 사용하여 닦으십시오.



3 내부 표면을 젖은 천으로 닦으십시오.

4 UV 전구 앞의 보호 스크린을 제거하십시오.

보호 스크린을 분리하려면 걸쇠 옆의 가장자리를 살짝 잡아 당기십시오.

5 UV 전구를 분리하십시오.

전구를 잡고 금속 버클을 잡아당겨 전구를 분리하십시오.

6 보호 스크린을 세척하고 UV 전구를 젖은 천으로 닦으십시오.

7 UV 전구를 다시 끼우십시오.

전구를 다시 끼우려면 전구 아래쪽의 금속 버클을 조정하여 버클쪽으로 누르십시오.

8 보호 스크린 재설치

스크린을 재설치하려면 스크린의 못을 UV 전구 부근에 있는 반사면의 슬롯에 맞추십시오. 스크린을 살균기의 슬롯 안으로 똑바로 밀어 넣으십시오.

보관

장기간 제품을 사용하지 않을 경우 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오. 또한 제품을 청소한 후 직사광선이 없는 건냉한 장소에 보관하십시오. 코드 정리 기능으로 전원 코드를 깔끔하게 보관할 수도 있습니다.

교체

칫솔모

최적의 결과를 얻으려면 3개월에 한 번씩 소닉케어 칫솔모로 교체하십시오.

이 소닉케어 모델에 맞는 정품 필립스 교체용 칫솔모만 사용하십시오.

UV 전구

UV 전구는 필립스 고객 상담실에서 교체할 수 있습니다.

액세서리 주문

액세서리나 교체 부품을 구입하려면 웹사이트 (www.shop.philips.com/service) 또는 필립스 대리점을 방문하십시오. 해당 지역의 필립스 고객 상담실에 문의하셔도 됩니다. 자세한 연락처는 제품 보증서를 참조하십시오.

환경



- 수명이 다 된 제품이나 UV 전구(수은 포함)는 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.






- 소닉케어 내장형 충전식 배터리에는 환경을 오염시킬 수 있는 물질이 들어 있습니다. 제품을 버리기 전에 항상 배터리를 분리하거나 지정된 수거함에 버려 주십시오. 배터리는 지정된 배터리 수거함에 버리십시오. 배터리를 분리하기 어려울 경우 필립스 고객 상담실에 제품을 가져오시면 배터리를 분리하여 안전한 방법으로 폐기해 드립니다.

충전식 배터리를 분리하는 방법

이 과정은 되돌릴 수 없습니다.

충전식 배터리를 분리하려면 일자형(표준) 드라이버가 필요합니다. 아래의 절차를 따를 때에는 기본적인 안전 주의사항을 준수하십시오. 눈, 손, 손가락 및 작업하는 표면에 주의하여 작업하십시오.



- 1 칫솔을 충전기에서 빼낸 후, 전원을 켜 다음 멈출 때까지 작동시키십시오. 배터리 전력이 모두 소진될 때까지 소닉케어의 전원을 계속 켜 두십시오.
- 2 일자형(표준) 드라이버를 핸들의 바닥에 있는 홈에 삽입합니다. 드라이버를 시계 반대 방향으로 돌려 바닥쪽 뚜껑을 엽니다.
- 3 핸들을 단단한 표면에 놓고 버튼을 위로 향하게 한 후 망치로 덮개의 아래쪽 가장자리에서 2.5cm 정도 살짝 치십시오.
- 4 손잡이를 뒤집은 채로 샤프트를 아래로 눌러 손잡이 내부 부품을 분리합니다.
- 5 배터리 연결부 옆의 회로 기판 아래로 드라이버를 넣고 비틀어서 두 연결부를 분리하십시오. 회로 기판을 제거하고 플라스틱 부분에서 배터리를 꺼내십시오.

보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트(www.philips.com/support)를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

보증 제한

전세계 보증 약관에서 제외되는 항목은 다음과 같습니다.

- 칫솔모
- 정품이 아닌 교체품의 사용으로 인한 손상
- 오용, 남용, 부주의, 개조 또는 무단 수리로 인한 손상
- 찌개짐, 긁힘, 마멸, 변색, 탈색 등, 일반적인 마모 또는 손상
- UV 전구



www.philips.com/Sonicare

©2013 Koninklijke Philips Electronics NV (KPEENV).

All rights reserved. PHILIPS and Philips shield are registered trademarks of KPEENV.

Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPEENV.

Protected by U.S. and international patents.
Other patents pending. Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.



100% recycled paper

4235.020.6530.1