

NEDERLANDS

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Houd de oplader uit de buurt van water.
- Plaats of bewaar de oplader niet op een plaats waar deze in een backuip, wastafel, gootsteen enz. kan vallen of getrokken kan worden.
- Dompel de oplader niet in water of in een andere vloeistof.
- Zorg er na het schoonmaken voor dat de oplader helemaal droog is voordat u deze op netspanning aansluit.

Waarschuwing

- Het netsnoer kan niet worden vervangen. Dank de oplader af, indien het netsnoer beschadigd is. Vervang de oplader altijd door een oplader van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- Gebruik het handvat of de oplader niet meer als deze op welke manier dan ook beschadigd zijn.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Als het apparaat beschadigd is, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land (zie hoofdstuk 'Garantie en service').
- Gebruik de oplader niet buitenshuis of in de buurt van hete oppervlakken.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Let op

- Raadpleeg uw tandarts voordat u de tandenborstel gebruikt als u in de afgelopen 2 maanden een chirurgische behandeling aan uw mond of uw tandvles hebt ondergaan.
- Neem contact op met uw tandarts als er na het gebruik van deze tandenborstel ernstige tandvlesbloeding optreedt of als het tandvles nog steeds gaat bloeden nadat u het apparaat 1 week hebt gebruikt.
- Raadpleeg uw arts voordat u de Sonicare gebruikt als u medische klachten hebt.
- De Sonicare-tandenborstel voldoet aan de veiligheidseisen voor elektromagnetische apparaten. Als u een pacemaker of ander geïmplanteerd apparaat hebt, neem dan contact op met uw arts of de fabrikant van het geïmplanteerde apparaat voor u de tandenborstel gaat gebruiken.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het reinigen van tanden, tandvles en de tong. Gebruik het niet voor andere doeleinden. Gebruik het apparaat niet langer en neem contact op met uw arts als u pijn of ongemak ondervindt tijdens gebruik van het apparaat.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend met de door de fabrikant aanbevolen opzetborstels.
- Als uw tandpasta peroxide, zuiveringszout of een ander bicarbonaat bevat (veelvoorkomend in witmakende tandpasta's), dient u de opzetborstel en het handvat na ieder gebruik grondig schoon te maken met zeep en water. Als u dit niet doet, kan het plastic gaan barsten.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Algemene beschrijving (fig. 1)

- A Opzetborstel
- B Handvat met zacht greepgedeelte
- C Aan/uitknop
- D Poetsmodi
- E Oplaadindicator
- F Reisoplader
- G Opladerkap met opzetborstelhouders

Klaarmaken voor gebruik

De opzetborstel bevestigen

- 1 Houd de opzetborstel zo vast dat de voorzijde zich op één lijn bevindt met de voorzijde van het handvat.
- 2 Druk de opzetborstel op de metalen aandrijfas (fig. 2).

Opmerking: Er zit een kleine opening tussen de opzetborstel en het handvat.

Het apparaat opladen

- 1 Steek de stekker van de oplader in het stopcontact.
- 2 Plaats het handvat op de oplader.
 - Aan het oplaadlampje kunt u zien hoe vol de accu is (fig. 3).
 - Continu brandend groen lampje: 50-100%
 - Knipperend groen lampje: minder dan 50%
 - Knipperend groen lampje en 3 piepjes na de poetsbeurt: de tandenborstel moet worden opgeladen.

Opmerking: Om de accu altijd volledig opgeladen te houden, kunt u uw Sonicare op de oplader laten staan wanneer u deze niet gebruikt. Het duurt minimaal 24 uur om de accu volledig op te laden.

Het apparaat gebruiken

- 1 Maak de borstelharen nat en doe er een kleine hoeveelheid tandpasta op.
- 2 Plaats de borstelharen van de tandenborstel onder een lichte hoek richting tandvlesrand tegen de tanden (fig. 4).
- 3 Druk op de aan/uitknop om de Sonicare in te schakelen.
- 4 U krijgt de beste poetsresultaten met de Sonicare als u slechts lichte druk uitoefent en niet schrobt. Laat de Sonicare het werk doen.
- 5 Beweeg de opzetborstel voorzichtig kleine stukjes heen en weer over de tanden zodat de langere haren tussen de tanden komen. Ga de volledige poetsbeurt zo door.

Opmerking: Om ervoor te zorgen dat u overal even goed poetst, moet u uw mond in 4 kwadranten verdelen en de Quadpacer gebruiken (zie hoofdstuk 'Functies').

- 6 Poets elk kwadrant gedurende 30 seconden om zo een poetsbeurt van 2 minuten te voltooien. Begin met kwadrant 1 (de buitenkant van de boventanden) en poets vervolgens kwadrant 2 (de binnenkant van de boventanden). Ga door met kwadrant 3 (de buitenkant van de ondertanden) en poets ten slotte kwadrant 4 (de binnenkant van de ondertanden) (fig. 5).
- 7 Nadat u de poetsbeurt van 2 minuten hebt voltooid, kunt u nog even doorgaan en de kauwvlakken van uw kiezen en plaatsen waar vlekken voorkomen poetsen. U kunt ook uw tong poetsen met de tandenborstel in- of uitgeschakeld, afhankelijk van uw voorkeur (fig. 6).

Opmerking: Houd de aan/uitknop 2 seconden ingedrukt als u de tandenborstel wilt uitschakelen voordat de volledige poetsbeurt van 2 minuten is voltooid.



De Sonicare is veilig te gebruiken op:

- Beugels (opzetborstels slijten sneller als deze voor een gebit met een beugel worden gebruikt)
- Tandheelkundige restauraties (vullingen, kronen, facings)

Poetsinstructies voor de Clean & White-modus

De Clean & White-modus bestaat uit 2 minuten poetsen in de Clean-modus plus 30 seconden in de White-modus voor extra reiniging van de zichtbare voortanden.

- 1 Volg stap 1 tot en met 6 hierboven.
- 2 Na 2 minuten in de Clean-modus begint de White-modus en worden het poetsgeluid en de poetsbewegingen anders. Poets nu de bovenste voortanden. Als u een piepje hoort, gaat u verder met het poetsen van de onderste voortanden.



1

Poetsmodi

De Sonicare begint automatisch te poetsen in de Clean-modus. Houd de aan/uitknop ingedrukt om een andere poetsmodus te kiezen. Het groene lampje geeft aan welke modus is gekozen:

- Clean-modus: de standaardmodus voor het reinigen van het gebit.
- Clean & White-modus: 2 minuten in de Clean-modus plus 30 seconden in de White-modus voor extra reiniging van de zichtbare voortanden.

Opmerking: U kunt alleen tussen de modi heen en weer schakelen als de tandenborstel is ingeschakeld.

Opmerking: Wanneer de Sonicare wordt gebruikt voor klinisch onderzoek, moet het handvat volledig zijn opgeladen. De Easy-start-functie moet worden uitgeschakeld. Op plekken waar de tanden veel vlekken vertonen, kunt u 30 seconden extra poetsen om deze te verwijderen.

Functies

Easy-start

Bij dit Sonicare-model is de Easy-start-functie standaard ingeschakeld. Tijdens de eerste 14 poetsbeurten voert de Easy-start-functie de poetskracht geleidelijk op.

Easy-start uitschakelen en inschakelen

- 1 Bevestig de opzetborstel op het handvat.
- 2 Plaats het handvat in de oplader en steek de stekker van de oplader in het stopcontact. Houd de aan/uitknop 2 seconden ingedrukt. Een piepje geeft aan dat de Easy-start-functie is uitgeschakeld en 2 piepjes geven aan dat de Easy-start-functie is ingeschakeld.

Opmerking: Gebruik van de Easy-start-functie na de eerste gewenningsperiode wordt afgeraden, omdat de Sonicare hierdoor minder effectief plak zal verwijderen.

Smartimer

Na 2 minuten schakelt de Smartimer de tandenborstel automatisch uit. Als u de poetsbeurt van 2 minuten wilt onderbreken of wilt stoppen met poetsen, drukt u op de aan/uitknop. Als u vervolgens binnen 30 seconden nogmaals op de aan/uitknop drukt, gaat de Smartimer weer verder met de tijdmeting waar hij gestopt was toen u het apparaat uitschakelde.

Quadpacer

De Quadpacer is een timer. U hoort een kort piepje en voelt een kleine onderbreking in de poetsbeweging van het apparaat. Dit is het signaal om naar het volgende kwadrant te gaan.

Schoonmaken

Maak de opzetborstel, het handvat en de oplader niet schoon in de vaatwasmachine.

- 1 Spoel de opzetborstel en de borstelharen na iedere poetsbeurt onder de kraan af. Laat de opzetborstel uitsluitend aan de lucht drogen (fig. 7).
- 2 Verwijder de opzetborstel eenmaal per week en maak het aansluitpunt tussen de opzetborstel en het handvat schoon (fig. 8).

Gebruik geen scherpe voorwerpen om op de rubberen afdichting te duwen, omdat dit tot beschadiging kan leiden.

- 3 Maak de rest van het handvat regelmatig schoon met zachte zeep en een vochtige doek (fig. 9).
- 4 Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de oplader schoonmaakt. Maak het oppervlak van de oplader schoon met een vochtige doek.

De opzetborstel vervangen

Vervang de opzetborstel om de 3 maanden of eerder voor optimale resultaten.

Milieu

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 10).
- De ingebouwde accu bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Lever de accu in op een officieel inzamelpunt voor batterijen. Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de accu, kunt u met het apparaat ook naar een Philips-servicecentrum gaan. Medewerkers van dit centrum verwijderen dan de accu voor u en zorgen ervoor dat deze op milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt (fig. 11).

De accu verwijderen

U kunt de accu niet opnieuw in het apparaat plaatsen nadat u deze hebt verwijderd.

Om de accu te verwijderen, hebt u een gewone platte schroevendraaier nodig. Neem de benodigde veiligheidsmaatregelen wanneer u de handelingen hieronder uitvoert. Bescherm uw ogen, handen, vingers en het oppervlak waarop u werkt.

- 1 Om de accu volledig te ontladen, neemt u het handvat van de oplader af, schakelt u de Sonicare in en laat u deze werken tot deze vanzelf stopt. Herhaal deze stap totdat u de Sonicare niet meer kunt inschakelen.
- 2 Steek een schroevendraaier in de opening aan de onderzijde van het handvat. Draai de schroevendraaier linksom om het afdekplaatje aan de onderkant te verwijderen (fig. 12).
- 3 Houd het handvat ondersteboven en duw het omlaag op de aandrijfas zodat de onderdelen in het handvat naar buiten komen (fig. 13).
- 4 Steek de schroevendraaier onder de printplaat naast de accuaansluitingen en beweeg de schroevendraaier heen en weer om de aansluitingen af te breken. Verwijder de printplaat en wrik de accu los uit de plastic houder (fig. 14).

Garantie en service

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website www.philips.nl of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Garantiebeperkingen

De volgende zaken vallen niet onder de voorwaarden van de internationale garantie:

- Opzetborstels;
- Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, wijzigingen of ongeautoriseerde reparaties;
- Gewone slijtage, inclusief kerfjes, krasjes, schuurplekken, verkleuring of verbleking.

PHILIPS
sonicare
the sonic toothbrush



Sonicare
700 series



www.philips.com

4235.020.3587.1

Printed in the U.S.A.

100% recycled paper

Protected by U.S. and international patents. Other patents pending. Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

©2009 Koninklijke Philips Electronics NV (KPNV). All rights reserved. PHILIPS and the Philips shield are registered trademarks of KPNV. Quadpacer, Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and KPNV.

FRANÇAIS

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Maintenez le chargeur à l'abri de l'eau.
- Ne placez pas et ne rangez pas le chargeur dans un endroit où il pourrait notamment tomber dans une baignoire, un lavabo ou un évier.
- Ne plongez pas le chargeur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Après l'avoir nettoyé, assurez-vous que le chargeur est complètement sec avant de le brancher sur le secteur.

Avertissement

- Le cordon d'alimentation de cet appareil ne peut pas être remplacé. Si celui-ci est endommagé, le chargeur devra être mis au rebut et remplacé par un chargeur de même type pour éviter tout accident.
- Si le manche ou le chargeur est endommagé, cessez de l'utiliser.
- L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. S'il est endommagé, contactez le Service Consommateurs de votre pays (voir le chapitre « Garantie et service »).
- N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur ou près de surfaces chauffantes.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

Attention

- Si vous avez reçu des soins bucco-dentaires, notamment au niveau des gencives, au cours des deux derniers mois, consultez votre dentiste avant d'utiliser cette brosse à dents.
- Consultez votre dentiste si vos gencives saignent de manière excessive après utilisation de cette brosse à dents ou si le saignement persiste après une semaine d'utilisation.
- Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser la brosse à dents Sonicare.
- La brosse à dents Sonicare est conforme aux normes de sécurité relatives aux appareils électromagnétiques. Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté, contactez votre médecin traitant ou le fabricant de ce dispositif avant utilisation de la brosse à dents Sonicare.
- Cet appareil a été conçu exclusivement pour le brossage des dents, des gencives et de la langue. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins. Si son utilisation devait s'avérer inconfortable ou douloureuse, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.
- N'utilisez pas d'autres têtes de brosse que celles recommandées par le fabricant.
- Si votre dentifrice contient du peroxyde, du bicarbonate de soude ou un autre type de bicarbonate (couramment utilisés dans les dentifrices blanchissants), veillez à bien nettoyer la tête de brosse et le manche avec de l'eau savonneuse après chaque utilisation. Dans le cas contraire, le plastique pourrait se fissurer.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Description générale (fig. 1)

- A Tête de brosse
- B Manche confort
- C Bouton marche/arrêt
- D Modes de brossage
- E Témoin de charge
- F Chargeur de voyage
- G Couvercle du chargeur avec supports pour tête de brosse

Avant l'utilisation

Fixation de la tête de brosse

- 1 Alignez la partie inférieure de la tête de brosse avec la partie supérieure du manche.
- 2 Insérez la tête de brosse sur le manche métallique (fig. 2).

Remarque: Le léger espace existant entre la tête de brosse et le manche est normal.

Charge de l'appareil

- 1 Branchez le chargeur sur la prise secteur.
- 2 Placez le manche sur le chargeur.
 - Le témoin de charge de la batterie affiche le temps de charge approximatif restant (fig. 3).
 - Voyant vert continu : 50 à 100 %
 - Voyant vert clignotant : moins de 50 %
 - Voyant vert clignotant et émission de 3 signaux sonores après le cycle de brossage : la brosse à dents a besoin d'être rechargée.

Remarque: Pour que la batterie reste entièrement chargée en permanence, nous vous recommandons de laisser la brosse Sonicare sur le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Il faut environ 24 heures pour charger entièrement la batterie.

Utilisation de l'appareil

- 1 Humidifiez les poils de la tête de brosse, puis appliquez une petite quantité de dentifrice.
- 2 Mettez les poils de la tête de brosse sur vos dents, en les inclinant légèrement vers la gencive (fig. 4).
- 3 Allumez la brosse à dents Sonicare en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- 4 Exercez une légère pression pour optimiser l'efficacité de la brosse à dents Sonicare et laissez l'appareil brosser vos dents. Ne frottez pas.
- 5 Déplacez lentement la tête de brosse le long de vos dents avec un léger mouvement de va-et-vient, de sorte que les poils les plus longs atteignent les espaces interdentaires. Continuez ainsi jusqu'à la fin du cycle de brossage.



Remarque: Pour assurer un brossage uniforme, divisez votre bouche en 4 sections à l'aide de la fonction Quadpacer (voir le chapitre « Caractéristiques »).

- 6 Brossez chaque section pendant 30 secondes, jusqu'à ce que les 2 minutes de brossage soient écoulées. Commencez par la section 1 (dents de la mâchoire supérieure à l'extérieur), puis passez à la section 2 (dents de la mâchoire supérieure à l'intérieur). Poursuivez en brossant la section 3 (dents de la mâchoire inférieure à l'extérieur) et terminez par la section 4 (dents de la mâchoire inférieure à l'intérieur) (fig. 5).
- 7 Une fois le cycle de brossage de 2 minutes terminé, vous pouvez consacrer du temps supplémentaire au brossage de la surface de mastication des dents et insister sur les zones propices aux taches. Vous pouvez également brosser votre langue avec la brosse à dents en marche ou arrêtée (fig. 6).

Remarque: Si vous souhaitez éteindre la brosse à dents avant la fin du cycle de brossage de 2 minutes, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.

La brosse à dents Sonicare peut être utilisée dans les cas suivants :

- les appareils orthodontiques (les têtes de brosse s'usent toutefois plus rapidement);
- les problèmes dentaires (plombages, couronnes, bridges).



Instructions de brossage pour le mode Propreté et Blancheur

Le mode Propreté et Blancheur se compose d'un mode Propreté de 2 minutes et d'un mode Blancheur de 30 secondes supplémentaires, pour un nettoyage approfondi des dents visibles.

- 1 Suivez les étapes 1 à 6 ci-dessus.
- 2 Une fois le mode Propreté de 2 minutes terminé, le mode Blancheur commence, associé à un son et à un mouvement de brossage différents. Brossez les dents visibles de votre mâchoire supérieure. Lorsque vous entendez un signal sonore, passez aux dents visibles de la mâchoire inférieure.

Modes de brossage

La brosse à dents Sonicare est paramétrée pour démarrer automatiquement en mode Propreté. Pour sélectionner un autre mode de brossage, appuyez sur le bouton marche/arrêt. Le témoin vert indique le mode sélectionné :

- Mode Propreté : mode standard pour un nettoyage complet des dents.
- Mode Propreté et Blancheur : mode Propreté pendant 2 minutes, puis mode Blancheur pendant 30 secondes supplémentaires pour un nettoyage approfondi des dents visibles.

Remarque: Vous pouvez changer de mode uniquement lorsque la brosse à dents est allumée.

Remarque: Dans le cadre d'études cliniques, le manche doit être entièrement chargé. Désactivez la fonction Easy-start et insistez 30 secondes de plus sur les zones les plus tachées.

Caractéristiques

Fonction Easy-start

La fonction Easy-start est, par défaut, activée sur ce modèle Sonicare. Cette fonction augmente progressivement la puissance lors des 14 premiers brossages.

Désactivation et activation de la fonction Easy-start

- 1 Fixez la tête de brosse au manche.
- 2 Placez le manche sur le chargeur branché au préalable.
 - Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. Un signal sonore vous indique que la fonction Easy-start est désactivée ; 2 signaux sonores vous indiquent que la fonction Easy-start est activée.

Remarque: Il est recommandé de ne pas dépasser la période initiale d'utilisation de la fonction Easy-start, sous peine de réduire l'efficacité de la brosse à dents Sonicare dans l'élimination de la plaque dentaire.

Fonction Smartimer

Après 2 minutes, la fonction Smartimer arrête automatiquement la brosse à dents. Si vous voulez interrompre ou arrêter le cycle de brossage de 2 minutes, appuyez sur le bouton marche/arrêt. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt dans les 30 secondes, la fonction Smartimer continuera le compte à rebours.

Fonction Quadpacer

La fonction Quadpacer est un minuteur à intervalles réguliers. Elle émet un bref signal sonore et interrompt le cycle de brossage afin de vous rappeler de passer au brossage de la section suivante.

Nettoyage

Ne mettez ni la tête de brosse, ni le manche, ni le chargeur au lave-vaisselle.

- 1 Rincez la tête de brosse et les poils après chaque utilisation et laissez sécher à l'air libre uniquement (fig. 7).
- 2 Retirez la tête de brosse une fois par semaine pour nettoyer l'élément de raccordement avec le manche (fig. 8).

N'utilisez pas d'objet pointu pour appuyer sur le système de fermeture en caoutchouc, sous peine de l'endommager.

- 3 Nettoyez régulièrement le manche à l'aide d'un chiffon humide et d'eau savonneuse (fig. 9).
- 4 Débranchez le chargeur avant de le nettoyer. Essuyez la surface du chargeur à l'aide d'un chiffon humide.

Remplacement de la tête de brosse

Pour un résultat optimal, remplacez la tête de brosse tous les 3 mois ou plus tôt.

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 10).
- La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre l'appareil au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter l'appareil dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l'opération en charge pour préserver l'environnement (fig. 11).

Retrait de la batterie rechargeable

Ce processus est irréversible.

Pour retirer la batterie rechargeable, munissez-vous d'un tournevis à tête plate (standard). Respectez les mesures de sécurité élémentaires lorsque vous suivez la procédure ci-dessous. Veillez à vous protéger les yeux, les mains et les doigts, ainsi que la surface sur laquelle vous travaillez.

- 1 Pour décharger la batterie rechargeable, retirez le manche du chargeur, allumez la brosse à dents Sonicare et laissez-la fonctionner jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Répétez cette opération jusqu'à ce que la brosse à dents ne s'allume plus du tout.
- 2 Insérez un tournevis dans la fente située sur la partie inférieure du manche et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer le couvercle inférieur (fig. 12).
- 3 Tenez le manche à l'envers et tirez sur l'axe pour retirer les composants internes du manche (fig. 13).
- 4 Insérez le tournevis sous le circuit imprimé, à proximité des connexions de la batterie, et tournez pour rompre ces connexions. Retirez le circuit imprimé et séparez la batterie du boîtier en plastique (fig. 14).

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l'appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Limites de la garantie

La garantie internationale ne couvre pas les éléments suivants :

- les têtes de brosse;
- les dommages causés par une mauvaise utilisation, une négligence, des altérations ou en cas de réparations non conformes aux recommandations;
- les marques d'usure dues à un usage normal, comme les rayures, abrasions et décolorations.