
# Always here to help you

Register your product and get support at www.philips.com/welcome



**PHILIPS** 



# Philips Sonicare AirFloss

# ENGLISH 4

한국어 14

#### Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Use the AirFloss as part of your oral care routine. In addition to brushing, it helps reduce plaque.

# **Important**

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

# **Danger**

 Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains

#### **Warning**

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger. Always have the charger replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- If the appliance is damaged in any way (AirFloss nozzle, handle and/or charger), stop using it.
- This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter "Guarantee and support").
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Children shall not play with the appliance.

#### Caution

- If you have had recent oral or gum surgery, suffer from an ongoing dental condition or had extensive dental work in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this appliance or if bleeding continues to occur after 1 week of use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This Philips appliance complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the appliance manufacturer of the implanted appliance prior to use.
- Do not use attachments other than the ones recommended by the manufacturer.
- Do not exert excessive pressure on the guidance tip of the nozzle.
- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.

#### 6 ENGLISH

- Only use the AirFloss for its intended purpose as described in this user manual.
- To avoid physical injury, do not direct the spray under the tongue or into the ear, nose, eye or other sensitive area.
- Do not clean the AirFloss nozzle, the handle, the charger, the water reservoir and its cover in the dishwasher or a microwave.
- To avoid an ingestion hazard, do not put isopropyl alcohol or other cleaning fluids in the reservoir.
- The AirFloss is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

# Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

# General description (Fig. 1)

- 1 Guidance tip
- 2 AirFloss nozzle
- 3 Activation button
- 4 Reservoir and cover
- 5 Handle
- 6 Charge indicator
- 7 Power on/off button
- 8 Removable nozzle holder (specific types only)
- 9 Charger

Note: The contents of the box may vary based on the model purchased.

# Charging

Charge the AirFloss for 24 hours before first use.



1 Put the plug of the charger in the wall socket.



2 Place the handle on the charger.



▶ The charge indicator flashes green to indicate that the appliance is charging.

Note: When it is fully charged, the AirFloss has an operating time of up to 2 weeks (or 14 uses).

Note: When the charge indicator flashes yellow, the battery is low and needs to be recharged (fewer than 3 uses left).

# Preparing for use



Align the nozzle so the tip faces the front of the handle and press the nozzle down onto the handle ("click").

Note: Replace the nozzle every 6 months for optimal results. Also replace the nozzle if it becomes loose or no longer clicks onto the handle.











2 Open the cover of the reservoir ("click").

3 Fill the reservoir with mouthwash or water.

Note: To operate effectively, the AirFloss has to contain either mouthwash or water.

Tip: For a fresher experience, use mouthwash instead of water.

Note: Do not use mouthwash that contains isopropyl myristate, as it may damage the appliance.

- 4 Close the cover of the reservoir ('click').
- 5 Press the on/off button.
- The green charge indicator lights up.

6 Press and hold the activation button until spray comes out of the tip of the nozzle.

# Using the appliance



1 Make sure the AirFloss is switched on.




2 Place the tip between the teeth and apply gentle pressure. Slightly close your lips over the nozzle when it is in place, to avoid splashing.

Tip: Use your finger to press the activation button.

Note: The AirFloss is intended to be used on the front/outside surface of the teeth only.



3 Press the activation button to deliver a single burst of air and micro-droplets of mouthwash or water between the teeth. Alternatively, hold the activation button to deliver continuous bursts of mouthwash or water approximately every 1 second.



- 5 Continue this procedure for all spaces including behind your back teeth.
- 6 To switch off the AirFloss, press the on/off button again.



#### **Automatic shut-off function**

The automatic shut-off function automatically switches off the AirFloss if it has not been used for 4 minutes.

# Cleaning

Do not clean the nozzle, handle or charger in the dishwasher.

Do not use cleaning agents to clean the appliance.

#### Handle and nozzle



1 Remove the nozzle from the handle. Rinse the nozzle after each use.



2 Open the reservoir and rinse it under the tap to eliminate residue.

Tip: You can also use a cotton bud to wipe the reservoir.

Note: Do not immerse the handle in water.



Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.

# Charger



1 Unplug the charger before you clean it.



Wipe the surface of the charger with a damp cloth.

#### Storage

If you are not going to use the AirFloss for an extended period of time, follow the steps below.

- Open the cover of the reservoir and empty the reservoir.
- 2 Press the activation button until no more spray comes out of the nozzle.
- 3 Unplug the charger.
- 4 Clean the AirFloss nozzle, handle and charger.
- 5 Store the AirFloss in a cool, dry place away from direct sunlight.



To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).



#### **Environment**



 Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service center. The staff of this center will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

# Removing the rechargeable battery



Please note that this process is not reversible.

1 To deplete the battery, repeatedly press the activation button until the AirFloss no longer produces any bursts of air.



2 Use a screwdriver to pry open the handle.



3 Cut the wires and remove the battery from the appliance. Observe basic safety precautions.

# Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/sonicare** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

#### **Guarantee restrictions**

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- AirFloss nozzle
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading

#### 소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받을 수 있도록 www.philips.com/welcome 에서 제품을 등록하여 주십시오. 양치 후 에어플로스로 치간 세정을 매일 규칙적으로 하시면 양치 후 남은 치아 사이의 플라그 제거 효과를 볼 수 있습니다.

# 중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

#### 위험

- 충전기는 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 욕조, 세면대 등 물이 가까이 있는 곳에서 사용하거나 두지 마십시오. 그리고 충전기를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 청소한 후에는 충전기가 완전히 건조된 다음 제품을 본체에 연결하십시오.

#### 경고

- 전원 코드는 교체할 수 없습니다. 전원 코드가 손상된 경우 충전기를 폐기하십시오. 손상된 충전기는 위험한 상황을 방지하기 위해 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 제품에 손상된 부분(치간 세정기 노즐, 핸들 및/또는 충전기)이 나타나면 사용을 중단하십시오.
- 본 제품은 서비스되는 부품이 없습니다. 제품이 손상되면 필립스 고객 상담실로 문의하십시오('보증 및 지원'란 참조).
- 충전기를 실외 또는 발열되는 표면 근처에서 사용하지 마십시오.

- 8세 이상의 어린이와 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 8세 이하 및 관리 하에 있지 않은 어린이가 제품을 청소 및 관리할 수 없습니다. 제품 및 코드를 8 세 이하 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.

#### 주의

- 최근에 구강 또는 잇몸 수술을 받았거나 현재 치과 치료를 받고 있거나 최근 2개월 이내에 치과 치료를 받은 경우 본 제품을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 본 제품을 사용한 후 출혈이 심하거나 1 주일이 지나도 증상이 호전되지 않는다면 치과 전문의와 상의하십시오.
- 의료적 문제는 본 제품을 사용하기 전에 치과 의사와 상의하십시오.
- 이 필립스 제품은 국내 안전 기준에 따라 전자파 장해 검정을 받은 제품입니다. 심장 박동 보조기 등 보조 기구를 이식 받은 경우에는 주치의나 제품 제조업체에 문의하여 충분히 이해한 후 사용하십시오.
- 제조업체에서 권장한 제품 이외의 액세서리를 사용하지 마십시오.
- 노즐의 가이던스 팁에 강한 압력을 주지 마십시오.
- 다칠 수 있으니 급수통에 뜨거운 물을 채우지 마십시오. 급수통에 이물질을 넣지 마십시오.
- 이 사용 설명서에 나온 본래 용도로만 치간 세정기를 사용하십시오.

# 16 한국어

- 다칠 수 있으니 혀 아래쪽이나 귀, 코, 눈 또는 기타 민감한 부위에 스프레이를 직접 분사하지 마십시오.
- 치간 세정기 노즐, 핸들, 충전기, 급수통 및 덮개를 식기세척기 또는 전자레인지로 세척하지 마십시오
- 삼키면 위험할 수 있으니 급수통에 이소프로필 알코올이나 기타 세척액을 넣지 마십시오.
- 치간 세정기는 개인 용품이므로 치과나 기타 의료 시설에서 공용으로 이용하지 마십시오.

# EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

# 각 부의 명칭 (그림 1)

- 1 가이던스 팁
- 2 치간 세정기 노즐
- 3 작동 버튼
- 4 급수통 및 덮개
- 5 해들
- 6 충전 표시등
- 7 전원 버튼
- 8 착탈식 노즐 홀더(특정 모델만 해당)
- 9 충전기

참고: 제품 구성품은 구입한 제품 모델에 따라 다릅니다.

#### 충전

치간 세정기를 처음 사용하기 전에 24시간 충전하십시오.



1 충전기 플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.





참고: 치간 세정기가 완전히 충전되면 작동 시간은 최대 2주(또는 14회 사용)입니다.

참고: 충전 표시등이 노란색으로 깜박이면 배터리가 부족한 것이므로 재충전해야 합니다 (3회 미만 사용 가능).

# 사용 준비



■ 팁이 핸들 앞면을 향하도록 노즐을 조정하고 노즐을 핸들에 눌러 '딸깍' 소리가 나게 끼웁니다.

참고: 최상의 효과를 얻으려면 6개월마다 노즐을 교체하십시오. 또한 노즐이 헐거워지거나 핸들에 끼울 수 없을 때에도 노즐을 교체하십시오.

# 18 한국어











2 급수통의 덮개를 엽니다 ('딸깍' 소리가 남).

3 급수통에 구강 세정액 또는 물을 채웁니다.

참고: 작동을 하기 위해서는 치간 세정기에 구강 세정액 또는 물을 채워야 합니다.

도움말: 보다 상쾌한 기분을 느끼려면 물 대신 구강 세정액을 사용하십시오.

참고: 이소프로필미리스테이트가 함유된 구강 세정액은 제품이 손상될 수 있으므로 사용하지 마십시오.

- 4 급수통의 덮개를 닫습니다 ('딸깍' 소리가 남).
- 5 전원 버튼을 누르십시오.
- ▶ 충전 표시등이 녹색으로 켜집니다.

6 노즐의 팁에서 스프레이가 분사될 때까지 작동 버튼을 길게 누릅니다.

#### 제품 사용



1 치간 세정기가 켜져 있는지 확인하십시오.



2 팁을 치아 사이에 대고 가볍게 누릅니다. 구강 세정액이나 물이 튀지 않도록 노즐 위에서 입술을 살짝 다무십시오.

도움말: 작동 버튼은 손가락으로 누르십시오.

참고: 치간 세정기는 치아의 앞면에서만 사용하도록 설계되었습니다.



- 3 작동 버튼을 누르면 치아 사이에 공기와 물/ 구강세정액 미세방울이 1회 분사됩니다. 또는 작동 버튼을 계속 누르고 있으면 약 1초 간격으로 구강 세정액/물이 연속 분사됩니다.
- 4 가이던스 팁이 다음 두 개의 치아 사이에 안착됐다고 느낄 때까지 잇몸 선을 따라 부드럽게 밉니다.



- 5 뒤쪽 부분의 치아까지 포함하여 치아 사이에 이 동작을 반복합니다.
- 6 치간 세정기의 전원을 끄려면 전원 버튼을 다시 누르십시오.

#### 자동 전원 차단 기능

치간 세정기를 4분 동안 사용하지 않으면 자동 전원 차단 기능이 있어 자동으로 제품의 전원이 꺼집니다.

#### 세척

식기세척기에서 노즐, 핸들 또는 충전기를 세척하지 마십시오.

제품 세척 시 세제를 사용하지 마십시오.

#### 핸들 및 노즐



11 핸들에서 노즐을 분리합니다. 사용 후에는 항상 노즐을 헹구십시오.



② 잔여물이 남지 않도록 급수통을 열고 물로 헹구십시오.

도움말: 면봉을 사용하여 급수통을 닦을 수도 있습니다.

참고: 핸들을 물에 담그지 마십시오.



3 젖은 천으로 핸들의 전체 표면을 닦으십시오.

#### 충전기



11 세척하기 전에 항상 충전기의 전원 코드를 뽑으십시오.



2 젖은 천으로 충전기의 표면을 닦으십시오.

#### 보관

치간 세정기를 장기간 사용하지 않을 경우 다음 단계를 따르십시오.

- 1 급수통 덮개를 열고 급수통을 비웁니다.
- 2 노즐에서 더 이상 분사되지 않을 때까지 작동 버튼을 누릅니다.
- 3 충전기의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 4 치간 세정기의 노즐, 핸들 및 충전기를 세척한니다
- 5 직사광선이 없는 건냉한 곳에 치간 세정기를 보관하십시오.



#### 액세서리 주문

액세서리나 교체 부품을 구입하려면 웹사이트 (www.shop.philips.com/service) 또는 필립스 대리점을 방문하십시오. 해당 지역의 필립스 고객 상담실에 문의하셔도 됩니다. 자세한 연락처는 제품 보증서를 참조하십시오.

### 환경



 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.



- 내장형 충전식 배터리에는 환경을 오염시키는 물질이 들어 있습니다. 제품을 버리기 전에 항상 배터리를 분리하거나 지정된 수거함에 버려 주십시오. 배터리는 지정된 배터리 수거함에 버리십시오. 배터리를 분리하기 어려울 경우 필립스 서비스 센터에 제품을 가져오시면 배터리를 분리하여 안전한 방법으로 폐기해 드립니다.

# 충전식 배터리를 분리하는 방법



이 과정은 되돌릴 수 없습니다.

11 충전식 배터리를 제거하려면 치간 세정기에서 더 이상 공기가 분사되지 않을 때까지 작동 버튼을 반복하여 누르십시오.



2 드라이버를 사용하여 핸들을 엽니다.



3 전선을 잘라 제품에서 배터리를 분리하십시오. 기본적인 안전 주의사항을 준수하십시오.

#### 보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트(www.philips.com/ sonicare)를 방문하거나 제품 보증서를 참조하십시오

#### 보증 제한

전세계 보증 약관에서 제외되는 항목은 다음과 같습니다.

- 치간 세정기 노즐
- 오용, 남용, 부주의, 개조 또는 무단 수리로 인한 손상
- 쪼개짐, 긁힘, 마멸, 변색, 탈색 등, 일반적인 마모 또는 손상

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. (1) 4자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를,뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 (2) 5자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다.예) 06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 (3) 6자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를,다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예)061125 → 2006년 11월 25일 생산 (4) 9자리일 경우 : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예)507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 (5) 기타제조번호에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.



#### www.philips.com/Sonicare

©2013 Koninklijke Philips Electronics NV (KPENV). All rights reserved. PHILIPS and Philips shield are registered trademarks of KPENV. Airfloss, Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPENV.

Protected by U.S. and international patents. Other patents pending. Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

