PHILIPS

SONICATE the sonic toothbrush

HX4872


HX4871

HX4571

HX4511

11114412

Advance 4000



ENGLISH 4

简体中文 I4

繁體中文 23

한국어 32

General description

- A Brush head
- Color code
- Removable nut.
- Power on/off button
- Sonic power handle
- Charger base with cord wrap
- **G** Power cord
- ▶ Refer to bottom of charger for voltage specifications.

Important

READ THESE INSTRUCTIONS FOR USE CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND SAVETHEM FOR FUTURE REFERENCE.

Sonicare® has been carefully engineered for both effectiveness and safety. However, basic safety precautions should always be followed when using any electrical product, especially when children are present.

Danger

To reduce the risk of electrocution:

- I) Do not place or store the charger where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 2) Do not place or drop the charger into water or other liquid.
- 3) Do not reach for a charger that has fallen into water. Unplug immediately.
- 4) Do not use while bathing.
- 5) Do not plug the charger into an incorrect voltage source outlet. It has been designed for use with a specific electrical voltage.
 Refer to the bottom (or back) of the charger for the correct voltage specification. Voltage converters and plug adapters DO NOT guarantee voltage compatibility. Never force the plug into an outlet.

Warning

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury:

- Use this product only for its intended use as described in this booklet. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. See voltage information above.
- 2) Never operate the charger if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped and appears to be damaged, or if it has been dropped into water. For further instructions, contact your local Philips Customer Care Center.
- 3) Keep the cord away from heated surfaces.
- 4) Close supervision is necessary when this product is used by or on children or the disabled.


Medical warnings

- Avoid using a brush head with crushed or bent bristles. Damaged bristles may break off while brushing. In order to prevent this, replace the brush head with a new one every 6 months or sooner if signs of wear appear.
- 2) Similar to starting with any new manual or electric oral hygiene product, consult your dental professional before using this product if you have had oral or gum surgery in the previous 2 months.
- 3) Contact your dental professional if excessive bleeding occurs after using this product or bleeding continues to occur after I week of use.
- 4) If you have any questions concerning usage with a pacemaker, consult your physician or pacemaker manufacturer prior to use. Sonicare is believed to be safe for use with many common pacemakers.
- 5) The Sonicare toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental office or institution.
- 6) This product is designed for cleaning teeth, gums and tongue only. Do not use for any other purpose.

If you have any questions after reading these directions for use, please contact the Philips Customer Care Centre in your country or visit our Web site at **www.philips.com**.

Preparing for use

Attaching the brush head



Align the bar on the brush head with the notch on the handle and slide the brush head onto the handle.


- 2 Screw the brush head nut clockwise until it's firmly tightened. If the brush head rattles when in use, tighten the nut further.
- Remove the travel cap from your brush head.



Charging

Sonicare comes partially charged and ready for use, but we highly advise that you charge it for a total of 21 hours during the first few days of use.

6 ENGLISH



To charge your Sonicare, place the handle in the charger base with the Sonicare logo facing towards you to ensure the handle properly fits (slots) in the charger. Once the handle is placed in the charger base, the power button light should illuminate or blink to indicate charging is taking place.

Do not attempt to force the handle into the charger; this will cause damage.

Older model Sonicare handles without the slotting feature will not fit in this new charger base and do not charge effectively. Do not attempt to force a handle without the slotting feature into this charger base, as this will cause damage.

Sonicare handles with the slotting feature can be charged effectively in most older Sonicare charger bases. (Note; these handles are not compatible with charger model TX-I).

It is recommended that you keep your Sonicare in the charger base when not in use to maintain a full battery charge. After the initial charging period, it takes 15 hours charging time to reach full charge level. There is no need to periodically discharge handle.

Using the appliance

Useful tips

- Gel toothpastes are recommended for optimal product performance.
- Place the brush head in your mouth before turning on your Sonicare and keep your mouth closed during brushing, otherwise toothpaste may splatter.
- You may experience a slight tickling or tingling sensation when using an electronic toothbrush such as Sonicare for the first time. As you become accustomed to brushing with Sonicare this sensitivity will diminish.
- A fully charged Sonicare will provide approximately 2 weeks of typical use (2 minutes of brushing twice a day), making it easy to take your Sonicare along without the charger.

Remember that voltage converters and plug adapters DO NOT guarantee voltage compatibility. Always check for voltage compatibility.

Tips for special needs

Stain removal

In areas where excess staining occurs, spend extra brushing time to assist with stain removal



Braces

▶ The brush should be placed at an angle between your brackets and gumline. Using light pressure, gently move the bristles in a small circular motion so the longer bristles reach between your teeth for 2 seconds. Then gently turn (roll) the brush handle so the bristles clean the bracket and the rest of the tooth before you glide the bristles to the next tooth. Continue this until you have brushed all of your teeth.

Dental restorations (dental work)


Use Sonicare on dental restorations (such as implants, caps, crowns, bridges and fillings) as you would on your natural tooth surfaces to reduce plaque build-up and improve gum health. Work the bristles around all the areas of the restoration for thorough cleaning.


Periodontal pockets

Your dental professional may have indicated that you have periodontal pockets, deep pockets where plaque bacteria collect. If this is the case, after brushing for a full 2 minutes, spend extra time gently brushing these areas to improve your gum health.


Brushing technique

Follow these simple steps to maximize your brushing experience.





- Hold the handle with a light grip and turn the Sonicare on.
- Gently move the vibrating brush head in a slightly circular motion so the longer bristles reach between your teeth. After 2 seconds, glide the bristles to the next section and pause while you gently circulate the bristles again. Continue this routine throughout your 2-minute brushing cycle to effectively remove plaque in those hard-to-reach places.





- To maximize Sonicare's effectiveness use light pressure and let the Sonicare toothbrush do the brushing for you. Do not scrub.
- To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections: outside top, inside top, outside bottom and inside bottom teeth. Begin brushing in section I (outside top teeth) and brush for 30 seconds before moving to section 2 (inside top teeth). Continue brushing for 30 seconds in each section progressing through all 4 sections until you've brushed for 2 minutes.
- 7 After the 2-minute brushing cycle is complete, additional time should be spent brushing the chewing surfaces of your teeth.

Press the power button to turn the brush on and off as needed.. To clean your mouth more completely, you may also brush your tongue, with the toothbrush turned on or off, as you prefer:

Remember to floss daily.

Features

Easy-start® brushing power ramp-up

- All Sonicare models come with the Easy-start feature activated (on), which helps you get used to brushing with Sonicare.
- Brushing power will gently increase to full power over the first 12 brushings.
- The Easy-start feature is active if you hear 2 beeps immediately after turning on your Sonicare. Once you reach optimal brushing power (after the 12th brushing), you will no longer hear the double beep at the beginning of your brushing routine.
- Note: each of the first 12 brushings must be at least 1 minute in length to properly move through the Easy-start ramp-up cycle.

To turn off or reactivate the Easy-start feature:

- Attach your brush head to the handle.
- 2 Place the handle in a plugged-in charger base.
- Press and hold the power button for 5 seconds. You will hear I beep if the Easy-start feature is off. If you hear 2 beeps, Easy-start is active (on).

Using the Easy-start feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces Sonicare's effectiveness in removing plaque.

The Easy-start feature should be deactivated when Sonicare is used in clinical trials.

Smartimer® 2-minute timer

- All Sonicare models come with the Smartimer feature, which automatically sets the brushing time to the 2 minutes recommended by dental professionals.
- If you wish to pause or stop brushing during your 2-minute cycle, press the power button. Press the power button again and the Smartimer will pick up where you left off.
- The Smartimer will automatically reset to the beginning of a 2-minute cycle if:
- brushing is paused for 30 seconds or longer;
- the handle is returned to the charger base.

Quadpacer® 30-second interval timer (available on select models).

Quadpacer makes sure that you brush all sections of your mouth evenly and thoroughly. At 30, 60 and 90 seconds, you will hear a short beep and a pause in brushing action. This is your signal to move to the next section of your mouth.



Recharge indicator battery charge status (available on select models).

If your Sonicare has a low charge, you will hear 5 beeps after you have brushed your teeth for 2 minutes and the power button light will flash rapidly.

When you hear the low charge indication, you have 3 or fewer 2-minute brushings left.

- Place the handle in the charger base (with the Sonicare logo facing towards you) to begin the recharging process.
- The power button light flashes slowly when the handle is in the charger base to signal charging is in progress.
- When the Sonicare is fully charged, the power button light is constantly on (not flashing), signalling that your Sonicare is ready for use.

When not in use, keep your Sonicare in the charger base to maintain a full battery charge.



ENGLISH Cleaning By following these simple steps, you should get years of worry-free brushing: Rinse brush head and bristles after each use. Clean the brush head at least once per week, including under the nut. Clean and dry the handle periodically. 4 Clean the charger base periodically. Unplug the charger before cleaning. After cleaning the charger base completely dry the charger before plugging it into an electrical outlet. Mild soap, water and a moist cloth are recommended for cleaning your Sonicare. Utilize the cord wrap feature in the underside of the charger base to store excess cord length. Replacement Brush head Sonicare brush heads should be replaced every 6 months to achieve

Environment

The handle contains rechargeable nickel cadmium batteries. Batteries must be recycled or disposed of in an environmentally safe way.

optimal results. Use only Sonicare Advance replacement brush heads.

The batteries inside your Sonicare cannot be replaced, but are easily removed for recycling. At the end of product life and prior to disposal, please remove the batteries from the handle by following the instructions below.

Please note that this process is not reversible.

To help protect our environment, we encourage you to recycle at approved recycling locations. Do not dispose of the batteries in normal household waste.

Removing the batteries

To remove the batteries yourself, you will need a flat-head (standard) screwdriver and a small towel. Basic safety precautions should be observed when following the procedure outlined below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers and the surface on which you are working.

With the brush head still attached to the power handle, completely deplete the batteries of electrical charge by pressing the power button and running a brushing cycle until it stops.

Repeatedly run brushing cycles until the handle will no longer activate the brush head.

- 2 Remove the brush head from the handle.
- Split the handle open by inserting the screwdriver head all the way through both slots on the top part of the handle throat, where the brush head was previously attached.

Turn the screwdriver handle sideways, using twisting and prying motions, to crack open the handle along its side seams.


Pull the 2 handle sections completely apart.







12 ENGLISH



6 Insert the screwdriver underneath the electronic circuit board in multiple places.

7 Twist and pry the electronic circuit board loose until it is completely separated from the handle.

Pry the 2 AA-sized cylindrical nickel-cadmium batteries loose by inserting the screwdriver on the sides of the two batteries in the locations shown in the figure.

Use a twisting and prying motion to break the glue bond on the inside of the handle plastic and underneath the batteries. The 2 batteries are joined together with glue and will be lifted out together.

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips Web site at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Guarantee restrictions

The following is not covered by the terms of the international guarantee.

- Brush heads
- Damage caused by misuse, abuse, neglect or alterations-Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

Troubleshooting

If you are unable to solve your problem by means of the troubleshooting guide below, contact your local Philips Customer Care Centre or go online at **www.philips.com**.

Problem	Solution
The Sonicare toothbrush does not work	Recharge your Sonicare overnight, ensuring that it is not plugged into an electrical outlet controlled by a light switch. Make sure the brush head is attached correctly.
I feel a tickling sensation when I use Sonicare.	You may experience a slight tickling/tingling sensation when using Sonicare for the first time. As you become accustomed to brushing with Sonicare this sensitivity will diminish.
The brush head rattles when I use Sonicare	Sonicare should produce a gentle hum during operation. Tightening the brush head nut can eliminate excessive rattling. If rattling does not stop, you may need to replace the brush head. Make sure that the travel cap has been removed.
The brush head chatters against my teeth.	Chattering of the plastic backplate may occur occasionally. This is harmless and can be avoided by keeping the brush head properly oriented, with the bristles angled toward the teeth as instructed, at an angle of 30 to 40 degrees.
Brushing seems less powerful.	The handle may need recharging.
	The Easy-start feature may be on and needs to be shut off (see chapter "Using the appliance")
	You may need to clean your brush head. You may need to replace your brush head.
Unpleasant odor	Clean the handle, brush head and charger thoroughly (see chapter "Cleaning").
	Replace the brush head with a new one.

一般说明

- ▲ 牙刷头
- вем
- G 型缆和磁盘
- ① 电源开/关接轴
- O 弄腳
- 6 带有电源划收藏装置的充电库
- **④** 电凝线
- ▶ 有美电压规格、请参阅充电座摄部。

重要基项

<u>使用产品前调仔细阅读本使用说明书,同时妥善保</u> 奢以备将来参考。

Sonicare® 声波震动牙刷在效率和安全方面都经过 细致的证程学设计。但是、使用任何电器产品都应 透循基本的安全预防措施、儿童在场时更应注意。

危险警告

如何减小电击危险:

- 切勿将充电座放置或存放在可能坠落到以及可能 概到搭紅或胎盆的地方。
- 不要将充电座放入或掉入水或其它液体中。
- 如充电座坠入水中、在拔掉电源插头前、切勿 拾財。
- 4) 就豫时谓不要使用。
- 不要将充电座插入电压不正确的电源插座。
 本产品设计用于特定的电压。

有关正确电压规格的信息,请参阅充电座的底部或 背面。受压器和插头透配器不能保证电压的兼容性。 切勿用力将插头插入插座。

<u> </u> 활송

如何减少灼伤、电击、火灾或受伤的危险:

- 仅根据此小册子说明的用途使用本产品。请勿使用制造商未推荐的附件。参阅附件上的电压信息。
- 2) 如果充电座的电源线或插头已损坏。30作不正常、曾跃落到地上并出现损坏迹蒙或曾经落入水中、则请勿使用。有关进一步的指导、请与当地的飞利浦顾客服务中心联系。
- 3) 不要将电源线靠近发热的表面。

4) 如果儿童或残疾入使用本产品或对他们用此产 品时,需格外注意。

医学警告

- 1) 不要使用变形或刷毛弯曲的牙刷头。被损的刷毛 在刷牙时可能脱落。为了避免这种情况,请每 6 个月更换一次开刷头,他可服据磨损情况及早更 换。
- 2) 和使用新的手动或电动口腔阻生产品一样,如 果您在使用本产品的前 2 个月中曾做过口腔或 牙龈手术,请咨询您的牙医专家。
- 3) 如果使用本产品后大量出血或持续出血1周。 循咨询开科专家。
- 4) Sonicare 声波震动牙刷对大多数潜通起標器不 产生影响。如果您对使用起榜器有任何疑问。 使用本产品前请咨询医师或起榜器厂商。
- 5) Sonicare 声波震动牙刷为私人用品,并非伪牙 医诊所或机构中的多位患者同时使用。
- 6) 本产品设计仪用于精洁牙齿、牙龈和舌头。不 要用于其它任何目的。

阅读此使用说明书后,若有任何的问题,请联系所 在国的飞利浦舰客服务中心或访问我们的网站 www.philips.com。

使用准备

会践开刷头




■■ 将新制头上的凸口与新刷桥上的凹口对齐,养将新刷头团 定到死刷矫上。



- 2 沿嶼时针方向完全拧紧牙刷头的螺母 如果使用时牙刷头 发出嘎嘎声 请将螺母再拧紧一些。

充电



- ▶ Sonicare 声波震动环刷出厂时已部分充电并可使用。但我们 强烈建议您在最初几天使用时充电 21 小时
- 萎给 Sonicare 声波震动牙刷充电,诱让 Sonicare 微标翻 向您将牙刷桶放入充电库。确保牙刷桶正确插入充电库 (的循槽) - 旦牙刷桶放入充电库 电凝接轴杆应点套数 闪烁。表示充电正在进行。

不要试图用力将所刷桶桶入充电底,否则会造成损坏。

没有开槽的旧型号 Sonicare 声波震动牙刷柄不能插入此航的充电库。并且不能有效地充电。不要试图将没有开槽的牙刷桶用力 插入此充电底,否则会造成损坏。

▶ 带有开槽的 Sonicare 声波震动牙刷桶可以在大多數旧型号 Sonicare 声波震动牙刷充电座中有效地充电。(注:这些牙刷 桶和TX1数号充电麻不兼容)。

建议在不使用财务 Sonicare 声波震动跃刷放在充电座中以使电 拖充滿电。在初始的充电期之后,需用 15 小财的充电财间才能 充碲电。无需周期性地给牙刷桶放电。

使用产品

有用的提示

- ▶ 建议使用可充分发挥产品供給的膨胀优牙膏。 ▶ 打开 Somocare 声波震动牙刷之前,将牙刷头放进嘴里,并且 在刷牙期间不要张嘴一否则牙膏可能飞溅出来。
- ▶第一次使用如Somcare 声波震动牙刷一类的电动牙刷后。可 能会有轻微发痒或发麻的感觉。习惯使用 Sonicare 声波震动 穿刷刷穿眉"这种感觉就会减少"
- ▶ 完全充电的 Sonicare 声波震动乐刷可在标准使用方法(每天 刷新两次 财间为2分钟)下使用约2周 因此旅途中不需 要借上 Sonicare 声波震动乐剧东电廊,使你出行更加淬使。

记住变压器和插头转换器不能保证电压的兼容性。 **经必称沓电压的姜客性。**

特殊需要提示

去除污垢 在污垢过多的区域。要花费额外的沉刷时间以助于去除污垢。



死齿 矫正器

刷洗 2 秒钟,然后小心向下转动(浓动)牙刷桶,在特别毛 移动到下一部位的牙齿前痛情牙托和牙齿的基金部分,持续 此过程直到剧海所有死债。


牙齿 **發复《** 死科 迫疗》 与用在平常的牙齿表面上一样,在修复的牙齿(如牙齿值入,牙 室、苗冠、苗桥和朴牙)上使用 Sonicare 声波震动牙刷,以便 城少牙菌斑的形成并改善牙龈健康。用刷毛刷净修复牙苗的所有 地方进行彻底清洁。


死 同 类 如果您的牙医专家指出您患有牙屑类,其中可繁殖大量穿菌斑细 如果您的牙医专家指出您患有牙屑类,其中可繁殖大量穿菌斑细 菌、请花刷牙2分钟后用额外时间刷净这些区域,从而改进牙 鼠健赚状况。

刷牙技巧

接照这些简单的步骤,发挥剧死的最大拔巧。

- 在打开 Sonicare 声谈震动所刷之前,将所刷头的刷毛沿牙。 銀线放置 使较长的别手置于尚间。
- 2 特牙制头的刷毛朝向牙龈线并且不要张嘴。
- 軽視新刷網等打开Sonicare 声波震动新刷的电源。
- 轻轻移动振动的环刷头,并略微做打圈动作,以便较长的 刷毛可触及齿缝。2秒钟后,将刷毛移动到下一部位并稍 4 作序留 并且轻轻地做打圈动作 在2分钟的刷牙周期中 继续此程序。以便有效衝除暗刷部位处的新菌斑。
- 5 姜发挥 Sonicare 声波震动牙刷的最大效果。请使用轻微的 压力,让Sonicare 声波震动乐剧为热剧乐。诸勿乱探。
- 6 姜确保均匀刷净口腔,可将口腔分为4.舒度,上牙外侧。 上牙内侧 下牙外侧 下牙内侧 从第1个部位(上牙外 例) 开始并在移动到第2部位(上牙内例)之前。刷 30 秒钟 4 个部位每个部位处持领制 30 秒钟 直到刷端 2 分 祌.





7 在2分钟的刷牙周期完成之后。应将其它时间用来刷流环。 齿的咀嚼面。

按下电源按钮,根据需要打开或关闭跖骨 要彻底循背口腔,还可以刷舌头,此时牙骨电源打开或关闭均可。

<u></u> 宇记每天使用牙线。

功能

- Easy-start® 例所功力增强奖量 ▶ 所有的 Sonicare 型号都具有 Basy-start 刷所动力能發發置。 帮助予您习惯使用 Sonicare 声波震动听刷刷牙。
- ▶ 刷牙动力将在前 12 次使用助逐級增强 最后达到最大动力。
- ▶ 如果在打开 Somicare 声波震动牙刷后立刻听到 2 声唧唧声。 表明 Basy-start 刷牙动力增强装置已经打开。一旦达到最佳 刷牙动力(在第 12 次刷牙后) 在海次刷牙财款不会听到两声 咖啡产了。
- ▶ 花:头 12 次刷环亚领最少特领 1 分钟的时间以完成 Basy-start 刷牙动力增强装置加速周期

如何关闭或恢复 Basy-start 刷牙动力增强装置。

- ■■ 将新副头连接到新副桶上。
- 2 将新剛桶放在插入接上电缆的充电座上。
- 按使电源按钮 5 秒钟。如果 Easy-start 刷牙动力增强装置 已关闭,将听到1.声响响声,如果听到2.声响响声。 Easy-start 刷牙动力增强装置被启动。

不推荐在初始加速周期后使用 Dasy-start 刷牙幼 力增强装置,否则降低 Sonicare 声波震动牙刷索 除牙面斑的效果。

临床使用 Sonicare 声波震动牙刷时,应关闭。 Easy-start 刷牙幼力增强談資。

- Smartimer® 同分钟智能计时器 ▶所有Sonicare 塑琴都具有Smartimer 两分钟智能计时器,将 刷阳时间自动设置为邪科专家建议的2分钟。
- ▶ 在2分钟周期中 如果要智序或序址刷牙 请按电源按钮 再 次按下电源接轴,Smartuner 两分钟智能计划器将从断开的财
- ▶ 在以下情况下 Smarturesr 两分钟智能计划器将自动复位并从 头计财 2 分钟:
- 剛牙智序30 抄钟或更长时间 特牙剛術放回充电座



Quadpacer® 30秒时段计时器(在选择型号上可用)。

Quadpacer 30秒射段计射器输尿均匀并彻底地制净端中所有部分。在30、60和90秒射。您将所到一短促哪個声并且制 新动作指作智多。这是移到婚中下一部分的信号。



重新先电指示灯指示电池先电状态(在选择型号上可

Ď如果 Sonicare 声波震动死刷电量不足,在刷死2分钟后将听 到 5 **声响响声**,并且电源接触灯将快速闪烁。 当您听到电量不足探示音后,您还有最多 3 次的 2 分钟刷到时

- 将牙削稍放入充电座(Sonicare 徽桥朝向您),开始充电 过程。
- ▶ 牙刷躺在充电座时,开关钳的灯绿腰闪烁,表明正在充电。
- ▶ Sonicare 声波震动牙刷充端电后 电源按钮灯将持续完着 (不闪烁)。表明Somicare 声波震动牙刷可以使用。

不使用时,将 Somcare 声波震动牙刷放入充电座以使电池充湍电。



护护



■■ 每次刷牙后冲流牙刷头和刷毛。



2 - 周最少清洁一次乐副头。包括绣母下的部位。



- 3 定期撤落和等于所削桶。
- 4 定期情情充电底。

在精洁之前拨下充电座电源线。

建议使用中性肥皂、水和一块湿布清洁 Somicare 声被震动牙刷。 利用充电底下面电凝射收藏结量来存放过长的电凝发。

更維

牙刷头

Sonicare 牙剛头每6个月应更换一次以达到最佳效果。仅使用 Sonicare Advance 牙剛头更换。

郑保



<u>牙刷柄中含有镍镉充电电池。电池必须以环保的安全方式得到妥善回收或处理。</u>

在 Sonicare 声波震动环刷内的电池不能更换,但容易取出用于 回收,在产品的使用寿命来期和处理之前,皆按照下面的说明将 电池从环刷桶中取出

循注意此过程不可逆。


要有助于保护环境。我们該励在批准的回收点进行回收。不要将 电池与普通生活均级一同丢弃。

取下电池

婆自己取出电池,舒婆平头(标准)螺丝刀和小手巾,按照下面 介绍的步骤操作时,应遵守基本的安全法逻事项,确保保护好您 的眼睛,手,手指和正在使用的表面。

- 在所別实还選後在电源手桶上財。按下电源按钮升运行一个刷牙周期直到予止。完全耗尽电池的电量。
- 重复地运行刷牙周期直到牙刷桶无法驱动牙刷头。
- 2 从牙刷桶上取下牙刷头。
- 3 特螺丝刀头完全插入安装新刷头的牙刷桶导槽顶部的两个 插槽中。这样可拆开牙刷桶。





向一侧游转螺丝刀桶。 使用挑撬的动作沿牙刷桶的侧接缝 响的一声将其打开

5 将手桶的两部分完全分升。

6 在多个舒应将螺丝刀插入电路板的下面。

7 扭转并操松电路板 直到与牙刷桶完全分离。

8 在图示的位置沿两节电池的各边插入螺丝刀、将两节 A.A. 尺寸科状镍镉电池摄松。



阿 使用扭转和摄动动作来弄断手柄塑料里面和电池下面的胶 水粘铸。两节被脱水粘在一起的电流将被一起拿出。

保修与服务

如果您需要更多信息或有问题,请浏览飞利涌的网站 www.philips.com 或联系您所在国家的飞利浦顾客服务中心(您将在保修卡中找到电话号码),如果您所在的国家没有顾客服 条中心,请与当她的飞利涌轻销商或飞利浦家庭小电器客户服务 部联系。

採修限制 下列条目不包括在国际担保条款中。 - 牙刷头

- 由于误用、微用、疏忽、或改装而造成的损坏
- 一般磨损和撕裂 包括裂口 擦痕 磨损 变色或褪色等

故障中美和处理方法

如果利用下面的韧带排除指南无法解决问题,请联系当地飞利涌顾客服务中心或访问。 www.philips.com •

PASS	能大方案
Someore 自然或动乐刷不工作	给Someore 声波英动牙刷完电一个线上,探证不要插入由电灯 开关控制的电影插座、确保牙刷快交装正确。
使用 Samcare 自被蒙劫牙科的感到整律。	篇次使用 Samesre 自读某动乐刷可能会体验链别的鑑定/发 俯的感觉。习惯使用 Samesre 自读某动乐刷刷牙后,此不适感 特技少。
使用Someone 自该蒙动牙刷好牙刷头发出慢慢自。	Samore 自逐蒙动乐和在操作期间会产生轻繁的的影响。拧紧 乐刷头螺母可以被小过度的惨惨声,如果惨惨声不停止,可能 需要更换乐刷头,确保乐刷头得户美已放下。
牙刷头在找的牙齿上或动	雙翔的傾可能会揭尔产生蒙劫。这对人体统管,并且通过论乐刷头揭掌合适的方位。即限据说明使刷毛和牙齿成30至40度角,可以避免蒙劫。
牙刷好像动力不足	牙刷將可能需要完电。
	Easy start 利牙幼力培養裝養可能已打开來需要美國(臺灣地 用产品一葉)
	可能需要消滅牙刷头。可能需要更換牙刷头。
有异味	彻底消清牙刷桶、牙刷头和充电座(泰阔的清一章)。
	请美技斯的牙刷头

一般說明

- ▲ 牙刷頭
- ③ 彩色條碼
- 可能式螺钉螺
- ◎ 電源隔層/關閉紙
- 母 超音波動力循門
- 母 附據線器的充電底庫
- C 電視線
- 請參考充電應端的電應規格

重要事項

使用本產品前續多群瀏步用說明,而保營本說明以供日後影響。

Sonicare® 已經過精密器計而同時具有良好效能和安全性。儘 管如此,仍請您在使用任何電器用品(特別是孩童在場時)(依 照其本安全步驟使用產品。

危险注意事項

郡受關於後的注意基項

- 1) 請勿將充電器放置 儲存於可能填落或推到浴缸或水槽的位 100
- 2) 請勿將充電器放在(或掉進)水中或其他液體中。
- 3) 請勿隨爛掉在水狸的充電器:請立即拔掉面頭。
- 4)請勿在洗澡時使用本產品。
- 請勿將充電器插入提格不得的電標插座中·本充電器經設計 使用特定的氰酸。

請參考充電器底端(或背面)的正確電要規格。要應器和輸接器 「無法」保護一定可以緩勵壓相容、請不要將插頭硬插入插座 Ф.

警告

渺强灼傷 關敵 火炭或是麥傷警後險之注意事項

- 1) 依照本設期手冊所描述的指定用途使用本裝置。切勿使用做 商未建調使用的配件。並請參閱上述的電影資訊。
- 2) 若是充電器出現電停線或是緬連擴張、無法正常使用、經落 地面而出現損壞。或是撞到水中等情形、千萬不要使用充電 器、譜洽詢您當地的飛利滯客戶認詢中心,取得更進一步的 指示說明
- 3) 不要深層線景近溫度過高的地方。
- 3) 護在接蓋或是身優人士使用本產品時、營業基使用價形。

醫療警告

1)請勿使用有關觀或幫曲剛毛的牙剛頭。已擴遞的剛毛可能會 在刷牙膀胱裂。爲避癸遣禮情形、請無 6 個月更新一次牙刷 頭 或在出現唇攜頭挑將盡快更換新牙刷頭。

- 如同每次要使用新手動或電動口腔保健產品前。若您在過去 二個月中進行過口腔或牙翻治療、請向您的牙醫師諮詢使用 方式。
- 如果使用本產品發生流血不止,或是在使用了) 星期之後仍 然會流血,譜向您的牙聲師語詢。
- 4) 如果您看心跳節律器相關的使用問題。請在使用前向您的治療的或是心跳節律器與造商諮詢。Sonicare 確保可以安全地配合許多常見心跳節律器使用。
- Sonicare 牙刷屬於個人採養裝置。不適合在牙聲設所或單位 供多人使用。
- 6) 本裝置是專家清潔牙齒、牙銀和舌頭所器計。請勿用於其他 用途。

如果您在穩完這些使用說明後仍有疑問。請咨詢當他的飛利禮客 戶語詢中心。或遊訪我們的網站 www.philips.com。

準備使用

後上牙刷腱




■ 將牙制頭的底門對齊到底把的槽停止。再將牙制頭滑進度 把。



- 2 (與時後游標牙利、變素的唱、直到道號為此、如果智動裝置時、牙刷複會喝喝作響、讀將螺絲的層旋更緊一點。
- 3 李掸牙刷頭的旅用蓋子。

充單



- ▶ Sonicare 在出版時已有部分能力。因此可以開始使用:但是 仍強烈態識態。在初次使用的幾天之內光潔能動牙刷完全充能 達 21 小時。
- 若要爲 Sonicare 充電,論將優把放到充電應應,讓 Sonicare 傳統朝向您,以確保優把庇確插入充電器的插情 中。將假把放到充電應應之後,電腦翻指示機就會亮起或 是開始閃爍,表示裝置已開始充電。

護勿用力將稱把插到充電器中,以旁造成揮壞。

較蓋型船的 Sonicare 偏把沒有插情功能,並不遵合新的充電底底,且無法有效的充電、請勿發行將沒有插情的穩把插入充電底 愈中,以桑磺成45%。

▶ 有插槽功能的 Somicare 複把能在最整型的 Somicare 充電底 愈中有%的充盈(注意:這些個把模型號 DX-1、充電器不相 奔)。

建源您在不使用時,將 Sonicare 放在充電基度中,這條就可以 維持充足的電池電力。本裝置在第一次充電結束後、要花 1.5 小 時才能將當他充滿電力。這個裝置並不需要定期從電。

使用渗品

使用秘禁

- ▶ 建鐵使用膠狀牙膏,充分發揮 Sonicare 的最低效果。 ▶ 啓動 Sonicare 之前,請將牙剛放進嘴巴,並在剛牙時將嘴巴 閉上、避免牙膏噴出。
- ▶第一次使用像 Sonicare 這種電動牙鼠時,可能會感覺到一點 極極和刺痛的感覺。隨著您習慣使用 Sonicare 刷牙之後,這 積態變數會逐漸消失。
- ▶ 完全充滿電力的 Somicare 在一般使用情形下(即每天 2 次、一次剛牙 2 分鐘) 可使用約 2 週、方便悠在未獲蓄充潤 器時仍可使用 Sonicare。


譜特別社意,麥爾縣和緊接縣「無法」保護一定可以緩勵壓相 容。因此無次使用時都要確定憂壓相容性。

特殊辦求和使用的秘訣

清除 옵括 感可以多花一點時間漂柔齒結過多的地方,協助齒垢的清除。

矯正器

▶ 將牙剛鬆掀在牙髮和醬銀之間。稍微用一點力。以小團團方 向乾燥移動刷毛 、 誤長的刷毛可以修留在牙縫約 2 秒錢。 接著再乾燥地将牙刷偏把鞣向下方:緩刷毛滑到下一顆牙齒 之前能夠清潔牙泰與牙齒剩下的部分。繼續這個動作,直到 副完所有牙齒



補牙使用者的使用 祝福牙逐來(例如植牙、牙麥、牙冠、牙僑和補稅)像對自然牙 齒表面方式一條地使用 Sonicare,減少牙斑形成,並增進牙酮 健康。用刷毛清潔所有補牙區域以徹底清潔口腔。

死周囊炎患者的使用 您的牙聲可能診斷出感恩有牙周囊裝(牙斑固聚集形成的囊 续)。如果有這個首形,您可以在完成 2 分錢刷牙過程之後再度 開啓裝置,多花一點時間較速地衝換這些區域,增進牙銀健康

副手材巧

譜依服下列簡單步驟,取得最佳的刷牙效果。


- 在開答 Sonicare 之前,將牙刷頭的剛毛沿著牙酮放置。 長剛手派置在矛葉之間。
- 2. 将牙刷皮的角毛朝牙都放置,心将嘴巴閉上。
- 3 准微緊循係把,再整動 Sonicare。
- 以小團團方向輕輕移動震動中的牙刷題。緩長剛毛可以緩 觸到牙器並停留約 2 秒,之後將牙剛毛滑到下一顆牙齒 4 先停一下,再以小圆图方向整整移動牙刷毛。在 刷牙過程中特價重復這個動作,以便有效地關除 碰到位置的牙垢。
- 5 若要加強 Sonicare 的效果,您可以就只在牙刷上消施壓力,讓 Sonicare 為您刷牙。請勿用力刷洗。
- 6 若要確保您有均衡地刷倒所有牙齒、護將嘴巴分爲 4 図部 分:上排牙盖外面、上排牙盖裡面、下排牙盖外面和下排 牙盖裡面、首先刷第 1 區域 (即上排牙盖外面) 的牙盖。 30 砂鎖之後,再移到第2 區(即上排牙醬裡面)。 指標為 另外兩個區域分別時間到牙30 砂鎖,直到完成2 分錢的 刷牙强程。
- 在 2 分錢的刷牙過程完成後。再花一些額外的時間刷洗牙

視需要核下電視鈕倫啓或關闭電動牙刷電視。 若要更做底地清洗口腔、您可以随您的需要、打鬧或問閉牙刷。 以德国特别洗炼的告殖。

譜每日使用牙線濟型牙齒。

功能

- lasy-start® **循序渐進**近能 ▶ 所有的 Somicare 微型花出廊時都已啓用 Easy-start 功
- 能,此功能可幫助您習慣使用 Sonicare 刷牙。 ▶ 在前 12 次刷牙過程,刷牙動力會緩慢地增加到最大全部動
- ▶ 關啓 Somicare 電網時 ・如果馬上聽到工學「喔」學 表示已





總啓用 Dasy-start 功能。當裝置邀到最大剛牙動力時(在 12 次刷牙過程之後),就不會再聽到刷牙隔始時發出的工學囉摩。 ■諸注意 前 12 次刷牙每次必須特體至少 1 分錢 才可適當 地域行發図 Easy-start 的问题。

閱閱或重新起動優序漸進功能:

- 將牙剛麵髮到應把上。
- 將拒把他們的不對應應中。
- 按住電機銀不放約 5 砂鎖・如果聽到一聲「喔」聲 表示 Easy-start 功能已級關閉:如果聽到三聲「喔」聲。表示 Easy-start 功能已級關閉。


建源您不要在一階始的漸增階段之後再使用 (Basy-start)功. 能,因爲這樣會導致 Sonicare 無法有效地關除無礙。

當 Sonicare 用在路尾滤纜。護閥第 Easy-start 功能。

- Smartimer® 智慧定時器 ▶所有的 Somicare 機型在出廠時都附有 Smartimer 功能。 它可很擴牙翻翻的專業自動將刷牙時間設定為 2 分錢。
- ▶如果您在 2 分錢剛牙過程中,要暫淨或淨近剛牙,請按下電 續卻。再該一次整模。Smartimer 會從暫停的時間點起繼續 計時一
- ▶Smartimer 曾在下列情况下 自動重設回 2 分錢剛牙過程的 起點
- 暂停刷牙長達 30 秒錢或更久:
- 將復把放回到充電底座上。


Quadracer® 四分數限功能。

▶ 您可以使用 Quadracer 功能、確保平均且徹底地刷到口腔 中的所有图域。布刷牙通程中的第 30:60 和 90 秒:您會 聽到一聲短傷的「喔」聲、並會暫停刷牙動作。這個訊號是 提繫您需要移動牙刷到口腔中的下一個區域。



充電指示控的電池充電狀態(特定機型特有) ▶如果 Sonkare 的電力即將耗盡,在想刷牙 2 分纖素、會聽

到 5 聲「喔」聲,電視鐵指示燈亦會快速閃爍。 在聽到這樣低電量指示聲時,您的刷牙動作仍可維持 3 次或以 下的 2 分錢剛牙。



- ■■ 將侵把插入充電底應中(Scolicare 的標語要面向應)。間 始充電過程。
- ▶ 復把在充電底度時。電標銀指示接會緩慢閃爆以表示正在進行充電。
- ▶ Sonicare 完全充電時,電腦銀指示燈會特體亮燈(但非閃 娘),表示可以開始使用 Sonicare。

Sonicare 不使用眼睛置於充電底應中,以維特足夠的電池電力。

2.38

依照下列這些簡單的步骤,您可以安心地使用本度品來刷 牙好幾年:



■ 無次使用過後、都要沖洗牙刷頭扣刷毛。



2 每週至少清潔一次牙刷頭 包括螺钉帽下的部分。



- 3 請定期性清潔優把、並維持乾燥。
- 4 請定期性清潔充電底庫。

清潔之前請先拔下充電器插題。清潔之後,充電器須完全乾燥才 可以再插入插座中。

建湖您使用中性肥皂、清水和诱布束清潔您的 Sonicare。

請使用充電底座的修線器來收納過長的電線。

更換

牙刷腿

Sonicare 牙刷頭應每 6 個月更換一次,以維持最佳的刷牙效果。僅使用 Sonicare Advance 普換制頭。

表意思视

据把内的笔池岛可再充笔的绿霜笔池。這樣笔池必須做回收整理。或是以對環境無害的方法歷理。



Sonicare 內的電池無法更換。但可以很容易的脈下回收。在變品壽命結束時,請依照以下說明將假把的電池脈下。 請性意這個步驟無法國際。

為了保護表現: 我們參加您在經際對的回收處理中心處理這些電 他。請勿將電池與一般家庭發棄物一起毛藥。

據除實施


若要自行派除覆池、您需要一把平頭(標準)的螺烯起子和小毛巾、崖櫃下列程序時、請住意基本安全步縣。請確實保護期間 手掌、手指和工作所及區域。

- 課所制度的接在動力偏把上時、按下電將銀,課裝置特價 啓動直到多定、這能够可以放掉電池電力。 特績制牙孫程、直到個把無法再啓動牙刷短。
- 2 請捆除優肥上的牙刷頭。
- ② 從上至下在穩把中間上方(即接上牙刷頭的地方)的翻信 中へ入緊係起子、打桶穩把隔口。





再級動及援動方式、轄一下螺窩起子、營著個把接觸打開 僱把。



5 拉蘭二邊偏把部分、使其完全分隔。

6 從多處將螺絲坦子插入電路版下。

7 扭動或換動電路板使某級動。直到可將電路板完全從偏把 卸下。

8 將螺絲起子從 2 顆 AA 尺寸的緩縮電池旁猶入(如下圓所示),將電性機關。

使用抵動、抵動方式、破壞傷把裡面和電池下面的黏膜。這 2 賴電池是用膨水黏胀的。因此會一起被拿出來。

保固與服務

如熱群細資訊或有任何問題。讀道訪飛利浦源站 www.philips.com。或是溶胸您當地的飛利滯客戶溶胸中心(您可以在全球保固聲明折頁中找到跑話發過。如果您所在國家沒 有飛利滯客戶路夠中心、語樂絡當地飛利滯經濟商。或是溶夠飛 利滯小家範服務部門。

- 一芽剛麵
- 因使用方法继续、不倾使用、人為於失或改造所造成的損害一般使用耗損、包括缺口、訓傷、唇損、脱色或褐色等情况

网络铜铃

如果閱讀下列做蘇那綠指南的方法後。仍無法解決您的問題。當為詢當她的飛利潘客戶路 鉤中心。或道筋 www.philips.com。

問題	が表方と
無法近常使用 Somewe 牙刷	斯 Sonicare 重新充電整個線上,確定電夠牙刷环是個剛由切換 開發影制的插度中,且已形確安裝牙刷照
授用 Someone 跨會營將獲。	第一次使用 Sonicare 跨可能會感受到一點資源中刺痛的感受。 随着您習慣使用 Sonicare 刷牙之後,這個感受對會逐漸有失。
牙界原的定規用 Sometive 時會必要作業	Sonicare 花悅用過程中會後主經過少線經過一億可以將牙及顧 解釋相關於一點,以關於過多的與發酵。若與發酵各份末序此,可能需要換一個新的牙及原。請依查是否已沒拿掉牙及原始來用 實子
使用牙科原館等。牙齒會打變	有种牙利原的的思想的面含造成牙含打颤。這或首於不會造成場 會,只要將牙利原針、30至 40原的角度旅行宣當的位置上(他 原治明所指示的角度對著牙咨),其可以避免這面質情形
電動牙刷肌手沒有足夠動力	极把可能需要再充電。
	Easy start 功能可能整動,請將它所開(請募關「採用產品」)
	您可能需要循理牙刷顾。 您可能需要更換牙刷顾。
辅简的 意味	請關於清潔服把、牙刷原的充電器(請募開「清潔」)。
	更換一個新的牙刷照。

각부 명칭

- ◆ 첫솔모
 ⑤ 색상 코드
 ⑥ 분리식 너트
 전원 스위치
 ⑤ 조닉 파워 핸들
- 코드감기 장착 충전기 ⑤ 전원코드
- ▶ 충전기 바닥에 쓰인 전압의 정격을 참조하십시오.

중요 사항

음파칫솔을 사용하기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽고 나중 에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

Sonicane®는 효과와 안전을 고려하여 설계되었습니다. 그 러나, 모든 전기 제품을 사용할 때는 기본적인 안전 예방 사 항을 반드시 지켜야 합니다. 특히 어린이가 있을 때는 더욱 영호 만드시 스 조심하십시오.

위험

감전 위협 방지

- 충전기를 붙이나 그 외 액체에 빠뜨리지 마십시오. 물에 빠진 충전기는 손대지 말고 즉시 전원을 뽑으십시오.
- 기를 끼우지 마십시오. 이 음파칫솔은 특정한 전압에서 사 용할 수 있도록 설계되었습니다.

충전기 아래쪽 (또는 뒤쪽) 에 표시된 전압이 적정한지 확인 하십시오. 전압 변환기와 플러그 어댑터는 전압의 호환성을 보장하지 않습니다. 콘센트에 강제로 플러그를 끼우지 마십시

경고

화상 감전 화재 부상 방지

- 음파칫솔은 이 설명서에 기재된 용도로만 사용하십시오. 제조자가 추천하지 않은 부착물은 사용하지 마십시오. 위 에 수록된 전압 정보를 참조하십시오. 2) 충전기의 코드나 플러그가 손상되었을
- 경우, 정확하 작동 하지 않을 경우, 지면에 떨어뜨리거나 물에 빠뜨렸을 경우 에는 절대로 충전기를 사용하지 마십시오, 전원코드만 교 체하는 것이 불가능하므로 출전기를 폐기하고 Philips Customer Care Center (필립스 서비스 센터)에 문 :서비스 센터)에 문의 하십시오.

33

- 3) 코드를 화기에서 멀리 하십시오.4) 어린이나 장애우가 이 음파칫솔을 사용하거나 가까이 있을 때는 각별히 주의를 거울여 주십시오.

의료상 주의사항

- 부딪치거나 칫솔모가 휘어진 브러쉬 헤드는 사용하지 마십 시오. 손상된 칫솔모는 양치 중에 부성져 떨어져 나갈 수 도 있습니다. 이러한 사태를 방지하기 위해, 브러쉬 헤드 는 6개월마다 한 번씩 교환하되, 마모의 흔적이 나타나면 빨리 교환해 주십시오.
- 2) 새로운 다른 보든 주통식 또는 전통식 구강 위생 제품과 매고는 되는 보는 무용 기보는 단용 다양 되는 것은 때 함께 마찬가지로, 2개월 이내에 구강 또는 잇몸 수술을 받은 적 이 있을 경우에는 이 음파칫솔을 사용하기 전에 치과 전문 의와 상의하십시오.
- 음파칫솔를 사용한 후에 피가 너무 많이 나오거나 사용 급되었으로 돼요는 무해 되기 되구 많이 되고기다 않는 1주일이 지나도 멈추지 않을 때는 치과 전문의에게 진 을 받으십시오.
- 집창 박동보조기를 사용하시는 경우에는 Sonicare를 사용하기 전에 담당 의사나 보조기 제조업체에 먼저 문의하
- 십시오. Sonicare는 여러 종류의 일반 심장 박동보조기 사용자가 썼을 때 문제가 없는 것으로 알려져 있습니다. 5) Sonicare 음파칫솔은 개인 위생을 위한 것이며, 치과나 수용시설에서 여러 환자가 사용하도록 만들어진 것은 아닙 니다.
- 6) 이 홈파칫솔은 차아와 잇몸만을 닦도록 개발되었습니다. 다른 목적으로 사용하지 마십시오.


이 설명서를 읽은 후 의문 사항이 있으시면 Philips Customer Care Centre (필립스 서비스 센터 또는 고객상 담실)로 문의하시거나 Philips 홈페이지 (www.philips.co.kr)를 방문해 추십시오.

사용 준비

칫솔모 부착




브러쉬 헤드의 톺기부를 몸체의 홈에 일치시키고 몸체쪽 으로 말어 넣으십시오.



- 2 첫솦모의 너트가 완전히 조여질 때까지 시계 방향으로 돌리십시오. 사용 중에 첫솦모가 떨리면 너트를 더 세계 조여 주십시오.
- 첫 설로에서 여행용 캡을 떼어내십시오.

충전



- ▶ Sonicare는 공장 출고 시 일부 충전이 되어 있어 바로 사용이 가능하나 처음 사용하시는 며칠 동안은 21시간 만충전을 하면서 쓰시기 바랍니다.
- Sonicare를 충전하려면 Sonicare 로고가 앞쪽을 향하 도록 충전기에 몸체를 정확히 맞춰 끼우십시오 (슬롯), 일단 몸체가 충전기에 끼워지면 충전이 이루어지고 있다 는 것을 표시하기 위해 전원 스위치 표시등이 켜지거나 깜박거립니다.

손상 방지를 위해, 몸체를 충전기에 강제로 끼우지 마십시오.

슬롯팅 기능이 없는 구형 Sonicare 모델의 몸체는 이 새로운 충전기에 맞지 않으므로 효과적인 충전이 이루어지지 않습니 다. 손상 방지를 위해 이 충전기에 슬롯팅 기능이 없는 몸체를 강제로 끼우지 마십시오.

▶ 슬롯팅 기능이 있는 소니케어 몸체는 구형 Sonicare의 중 전기에서도 적절한 충전이 가능합니다. (주: 이 몸체는 충 전기 모델 TX→와는 호환되지 않습니다.)

사용하지 않을 때도 배터리를 만충전 상태로 유지하도록 충전 기에 Sonicare를 끼워 놓는 것이 좋습니다. 최초 충전 기간 이후, Sonicare 배터리를 만충전하려면 15시간이 소요됩니다. 다. 몸체를 주기적으로 방전시킬 필요는 없습니다.

음파칫솔의 사용

실용적인 도움말

- ▶ 젤 타입의 일반 치약과 같이 쏲 때 가장 효과가 좋습니다.
- ▶ 첫솔모는 반드시 Sonicare를 켜기 전에 입안에 넣고 양치 시에는 입을 다물어야 합니다. 그렇지 않으면 치약이 될 수 있습니다.
- 있습니다. ▶ Sonicare와 같은 음파 및 전통칫솔을 처음 사용할 때는 입 안이 간지러울 수도 있습니다. 소니케어로 양치하는 것에 익숙해지면 그런 느낌은 사라집니다.

35

만충전된 Sonicare는 정상적으로 사용 (하루 2번, 2분간 양치 시)할 경우 약 2주일 정도 사용할 수 있으므로 충전기 없이 Sonicare만 간편하게 휴대할 수 있습니다.


전압 변환기 및 플러그 어댑터는 전압 호환성을 보장하지 않 는다는 점을 반드시 기억하시고, 사용 전에 항상 전압 호환성 을 확인하십시오.

특정 구강 컨디션에 대한 도움말

착색 제 거 착색이 발생하는 부분에서는 착색 제거를 위해 양치 시간을 몇 초 더 늦려 주십시오.

교정기

첫솔을 교정기와 잇몸선 사이에 경사지게 놓으십시오. 가볍게 누르면서 긴 첫솔모가 차아 사이에 2초 동안 닿도록 브러쉬 헤드를 부드럽게 움직이십시오. 그 다음에 첫솔 몸체를 부드럽게 아래쪽으로 돌려서 첫솔모가 교정기와 나머지차이를 닦을 수 있도록 한 다음, 옆의 차이로 옮기십시오. 차아 전체를 닦을 때까지 이 과정을 반복하십시오.





치주 낭 치과의사로부터 플라그 박테리아가 서식하는 치주당을 가지고 있다고 진단받으셨다면, 2분 동안의 양치 시간이 지났더라도 잇몸 건강을 위해 음파칫솔을 다시 켜서 부드럽게 이 부위를 더 닦아 주십시오.

양치질

최대의 양치 효과를 얻기 위해 아래와 같은 간단한 단계를 따라 주십시오.

- Sonicare를 작동하기 전에 칫솔모를 잇몸선에 대고 긴 칫솔모가 치간에 위치하도록 하십시오.
- 2 첫솦모가 잇몸에 닿도록 한 후, 입음 오무려 닫으십시오.
- 3 몸체를 손가락으로 가볍게 잡고 Sonicare를 켜십시오.







- 긴 칫솔모가 치간에 위치하도록 진동하는 브러쉬 헤드를 부드럽게 움직여 주십시오. 2초가 지나면 칫솔모를 다음 4 치아로 이동한 후 멈춰서 다시 부드럽게 움직여 주십시 오. 이러한 방법으로 2분 동안의 양치 시간 동안 전체 치아를 닦으면 닿기 힘든 부위의 플라그도 효과적으로 제거할 수 있습니다.
- 5 Sonicare의 효과를 극대화하기 위해 Sonicare 첫술을 가볍게 누르면서 양치하십시오. 너무 세게 문지르지 마 십시오.
- 입안 전체를 골고루 양치하시려면 입을 윗나 바깥쪽. 윗 니 안쪽, 아랫니 바깥쪽, 아랫니 안쪽으로 4 등분하여 양 치하십시오. 윗니 바깥쪽부터 양치를 시작하여 30초 동 안 닦은 다음 왔다 안쪽으로 옮기십시오. 양쪽 아랫다도 동일한 방법으로 닦습니다. 4 부위를 각 30초씩 닦으면 총 2분의 양치 시간이 소요됩니다.
- 2분의 양치 시간에 지나면 Sonicare가 자동으로 꺼집 니다. 치아의 저작면을 양치하려면 추가 시간이 필요함 니다.

필요에 따라 전원 스위치를 눌러서 칫솔을 켜거나 끄십시오. 입안을 좀 더 개운하게 하려면 혀를 닦는 것도 좋습니다. 이 때는 취향에 따라 Sonicare를 켜거나 끄고 닦으십시오.

매일 치실을 사용하는 것도 잊지 마십시오.

기능

양치질의 파워를 점진적으로 중대시키는 Easy-

- start® (이지스타트) ▶ 모든 Sonicare 모델은 Sonicare 양치질에 익숙해지도록 해 주는 Easy-start (이지스타트) 기능을 가지고 있습니 다
- 최초 12회의 양치질까지는 칫솔 파워가 서서히 증가하여 최대 파워까지 도달합니다.
- ▶ Sonicare를 켜자마자 두 번의 짧은 경고음이 들리면 Easy-start (이지스타트)가 작동하는 것입니다. 음파칫솔 이 일단 최대 파워에 이르면 (12회의 양치질 후에) 양치질 시작 시에 더 이상 두 번의 짧은 경고음이 틀리지 않습니다.
- ▶ 주의: 최초 12회의 양치 시 Easy-start (이지스타트) 점 층 사이클에 포함되는 최소 양치시간은 1분입니다.

Easy-start (이지스타트) 기능 해제 또는 재가동:

- 몸체에 브러쉬 헤드를 부착하십시오.
- 전원이 연결된 충전기에 음파칫솔을 끼우십시오.

전원 스위치를 5초 동안 누르고 있으십시오. Easy-start (이지스타트) 기능이 해제되면 짧은 경고음이 한 틀립니다. Easy-start (이지스타트) 기능이 작동되 짧은 경고음이 두 번 틀립니다.

최초 점증 기간 이후에 Easy-start (이지스타트) 기능을 사 용하는 것은 Sonicare의 플라그 제거 성능을 저하시키므로 좋지 않습니다.

Sonicane를 임상 실험 목적으로 사용할 때는 Easy-stant (이지스타트) 기능을 해제해야 합니다.

- Sm artimer® (스마타이머) 2부 타이머 ▶ 모든 Sonicare 모델은 치과 전분인이 추천한 최소 양치 시 간 2분을 자동으로 설정하는 Smartimer (스마타이머) 기 등을 가지고 있습니다.
- ▶ 2분의 양치 시간 동안에 양치질을 일시 정지 또는 중단하고 싶으면 전원 스위치를 누르십시오. 전원 스위치를 다시 누
- ▶ 다음 경우에는 Smartimer (스마타이머)가 자동으로 2분 의 양치 시간을 처음부터 다시 설정합니다.
- 양치질이 30초 이상 중단되었을 때 Sonicare를 충전기에 다시 끼웠을 때

Quadpacer® (쿼드페이서) 30초 간격 타이머 (선 택 모델에서 사용 가능)

■ Quadpacer (쿼드페이서) 기능을 사용하면 입 전체를 고루 그리고 완전하게 양치할 수 있습니다. 양치 시간이 30초, 60초, 90초 지날 때마다 짧은경고음이 울리면서 칫솔모가 잠깐 멈춥니다. 이것은 구강내 다음 부위로 이동 하라는 신호입니다.



출전 표시기 배터리 출전 상태 (선택 모델에서 사용 가능)

- /(공/ ▶ Sonicare의 배터리 충전이 부족하면, 2분 양치질이 끝난 후 3번의 짧은 경고음이 울리며 전원 스위치의 충전 표시등 이 빠르게 깜빡입니다.
- 이 출전 부족 표시음이 울리면 3회 이하의 2분 양치질을 할 수 있는 전력만이 남아 있는 것입니다.
- 충전을 시작하려면 충전기에 몸체를 꽂으십시오 (Sonicare 로고가 앞쪽을 향하도록),
- 몸체를 충전기에 꽂으면 전원 스위치의 출전 표시등이 천천 히 깜박거리면서 충전 중임을 나타냅니다.



사용하지 않을 때는 만충전 상태를 유지할 수 있도록 Sonicare를 충전기에 꽂아 두십시오.

세척

아래의 간단한 관리 방법으로 Sonicare를 고장 없이 장기간 사용하실 수 있습니다.



■ 사용 후에 브러쉬 헤드 및 첫속모를 물로 세척하십시오.



첫솔모는 최소한 매주 한 번 너트 밑부분까지 깨끗이 청소해 주십시오.



몸체는 정기적으로 세척, 건조시키십시오.

Sonicare 세척 시에는 중성 세제, 물 및 젖은 천을 사용하시는 것이 좋습니다.

충전기 밑면에 있는 코드감기에 남는 코드를 감아서 보관하십 시오.

교	세	

칫솔모

최적의 양치 효과를 유지하기 위해 Sonicare 칫솔모는 매 6 개월마다 교체해야 합니다. Sonicare Advance 교체용 첫 솔로만을 자용하십시오.

환경

몸체에는 충전식 니켈 카드뮴 배터리가 내장되어 있습니다. 배터리는 재활용되거나 환경에 유해하지 않은 방법으로 폐기 되어야 합니다.




Sonicare에 내장된 배터리는 교체할 쉬는 없지만 환경보전 으로 1053 5에 대용한 테리라는 교례를 두는 없지만 현용되는 을 위해 쉽게 제거할 수 있습니다. 제품 수명이 다하면 폐기하 기 전에 아래 지침에 따라 몸체에서 배터리를 제거하여 주십 시오.

이 작업을 일단 시작하면 <u>되돌릴 수 없다는 점에 유의하십시</u>

환경 보호를 위해. 지정된 리싸이클링 장소에서 배터리를 라 싸이클링하실 것을 적극 권장합니다. 일반 가정용 쓰레기에 배터리를 버리지 마십시오.

배터리 제거

배터리를 직접 제거하려면 일자 (표준) 스크류 드라이버와 작 은 수건이 필요합니다. 아래와 같이 제거 작업을 실시할 때는 기본적인 안전 유의사항을 준수해야 합니다. 눈, 손, 손가락



다그로 첫분의 당전시키십시오. 터리를 방전시키십시오. 몸체가 더 이상 칫솔모를 작동시키지 않을 때까지 양치 싸이 킂을 반복하십시오.

- 몸체에서 첫속모를 분리하십시오. 2
- 칫솔모를 부착했던 몸체 목 부분의 위쪽에 있는 양쪽 홈 을 따라 스크류 드라이버를 끝까지 말어 넣어서 몸체를 3 분리하십시오.
- 스크류 드라이버 손잡이를 옆으로 돌리면서 젖혀서 옆면 의 연결부를 따라 손잡이를 깨뜨리십시오. 4







5 몸체 양쪽을 완전히 분리하십시오.

전자 회로기판 아래의 여러 위치에 스크류 드라이버를 까우십시오.

전자 회로기판이 몸체에서 완전히 분리될 때까지 비틀면서 젖혀십시오.

3 그림에 표시된 위치에서 두 배터리 옆면에 스크류 드라 이버를 삽입하여 2개의 AA 규격 니켈 카드뮴 배터리를 젖히십시오.

소크류 드라이버를 비틀면서 젖혀서 몸체 안쪽의 플라스 틱 부위와 배터리 아래쪽의 접착부를 깨뜨리십시오. 두 배터리는 접착제로 결합되어 있으므로 함께 분리됩니다.

풍질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나. 사용상의 문제가 있을 경 모다 사례한 공포가 글로막이기다. 이용으로 모델기 쓰고 있 위에는 Philips 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하시 거나 Philips Customer Care Center (필립스 고객상담 실)로 문의하십시오. * (주)필립스전자: (02)709-1200 고객상담실: (080)600-6600 (수신자부담).


보증 제한 해외 보증조건에서 제외되는 사항: - 브러쉬 헤드

- 사용상의 잘못, 남용, 부주의 및 개조로 인한 손상 쪼개집, 긁힘, 마멸, 변색 또는 탈색을 포함하는 일반적인 마모및 혼장

문제 해결

아래의 문제 해결 설명서를 참조해도 문제를 해결할 수 없을 경우에는 Philips Customer Care Center (필립스 고객상담실 또는 필립스 서비스센터)에 문의하거 나, www.philips.co.kr를 방문하시기 바랍니다.

	문제	하실 방법
	Sonicere 몸파칫솔이 작동하지 않는 다	전등을 স도 꺼지지 않는 전기 콘센트에 충전기를 끼무고 Sunicers를 밤새 제충전하십시오. 칫솔모가 정확히 부탁되 어 있는 지 확인하십시오.
	Sonicere 사용 시 입안이 간지럽다.	9anicare 등 처음 사용할 때는 일반이 간지러를 수도 있습니다. 8anicare로 양치하는 것에 약속하지면 그런 느낌은 사라집니다.
	Sonicere 사용 시 칫솔모에서 소리가 나며 멀린다:	Sunicere는 작동 시 부드러운 허망물을 냅니다. 칫솔모 너트를 조이면 과도한 빨림을 없엘 수 있습니다. 얼떨거리는 현상이 사라지지 않으면 칫솔모를 교체해야 할 수도 있습니다. 여행용 캠을 떼어냈는 지 확인하십시오.
	브러쉬 해도가 치아에 닿으면 큰 잡몸이 난다.	플라스틱 판의 멀리에 가끔 발생할 수 있습니다. 이러한 현 장은 하름지 않고 보러서 혀르가 정확한 방향을 향하게 되면 사라지며, 첫속모가 잇몸신에 대해 30~40도의 각도를 뮤지 하기 하면 됩니다.
	Sonicare의 파워가 약해진 것 같다.	Bonicare의 제충전이 필요할 수 있습니다.
		Easy stert (이지스타트) 기능이 작동하고 있어 이를 꿔준 필요가 있습니다 ('몸파칫솔의 사용'를 참조하십시오)
		칫솔모듈 청소에야 할 수도 있습니다. 칫솔모듈 교체해야 할 수도 있습니다.
	막취	몸체. 칫솔모 및 총전기를 제곳이 청소하십시오 ('세회'을 참 조하십시오).
		칫솔모를 시것으로 교체할 필요가 있을 수 있습니다.



Philips Oral Healthcare, Inc. 35301 SE Center Street Snoqualmie, WA 98065 USA www.bhilibs.com



Printed in USA on 100% recycled paper

Protected by U.S. and international patents. Other patents pending.
© 2003 Philips Oral Healthcare, Inc.
All rights reserved. PHILIPS and Philips shield are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics NV.
Easy-Start, Quadpacer, Smartimer, Sonicare, and the Sonicare logo are registered trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc.