

## 소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 [www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr)에서 제품을 등록하십시오.

## 중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

## 경고

제품에 손상된 부분(칫솔모 또는 손잡이)이 있으면 사용을 중단하십시오. 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경련과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충

분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.

어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.

## 주의

의료적 문제는 소닉케어를 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오. 소닉케어를 사용하면서 심한 출혈이나 불편함이 있는 경우 치과 전문의와 상의하십시오. 본래 용도로만 제품을 사용하십시오. 이 모델에 맞는 정품 필립스 소닉케어 교체용 칫솔모만 사용하십시오. 1.5V AA 알카라인 배터리를 사용하십시오. 항상 배터리 두 개를 동시에 교체해야 하며 오래된 배터리와 새 배터리를 함께 사용하지 마십시오.

- 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 제품에서 배터리를 빼 두십시오.

## EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

## 제품 사용

**1** 손잡이에서 배터리함 뚜껑을 당겨 빼냅니다. 손잡이 안에 1.5V AA 알카라인 배터리 2개를 넣은 다음 배터리함 뚜껑을 다시 끼웁니다.

참고: 배터리의 극성(+/-)에 맞게 끼우십시오.

**2** 칫솔을 입안에 넣은 상태에서 전원을 켜면 치약이 튀지 않습니다.

**3** 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.

**4** 2분간 가볍게 누르며 양치하십시오.

**5** 2분이 지나면 제품 전원이 자동으로 꺼집니다.

**6** 3개월마다 혹은 필요 시 더 짧은 주기로 칫솔모를 교체하십시오.

칫솔은 다음과 같은 경우에 사용해도 안전합니다.

- 치아 교정기 (교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 보다 빨리 마모됨)
- 치아 보철물(신경치료, 크라운, 라미네이트)

## 세척 및 보관

사용 후 매번 칫솔모를 물로 세척하십시오. 손잡이는 젖은 천을 사용하여 주기적으로 닦습니다. 사용하지 않을 때에는 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.

## 액세서리 주문

액세서리나 교체 부품을 구입하려면 웹사이트([www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)) 또는 필립스 대리점을 방문하십시오. 해당 지역의 필립스 고객 상담실에 문의하셔도 됩니다. 자세한 연락처는 제품 보증서를 참조하십시오.

## 재활용

수명이 다 된 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리시면 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.


## 보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support))를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

## 보증 제한

국제 보증 약관에서 제외되는 항목은 다음과 같습니다.

- 칫솔모
- 교체용 배터리
- 제품이 아닌 교체품의 사용으로 인한 손상
- 오용, 남용, 부주의, 개조 또는 무단 수리로 인한 손상
- 찌개집, 굽힘, 마멸, 변색, 탈색 등, 일반적인 마모 또는 손상



Always here to help you /

Register your product and get support at /

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



[www.philips.com/Sonicare](http://www.philips.com/Sonicare)

©2014 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPNV.



## ENGLISH

given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

-

### Caution

-

If you have medical concerns, consult your doctor before you use the Sonicare.

-

Consult your dentist if you experience significant bleeding or discomfort when you use the Sonicare.

-

Only use this appliance as intended.

-

Only use genuine Philips Sonicare replacement brush heads that are suitable for this model.

- Only use 1.5V AA alkaline batteries. Always replace both batteries; never mix old and new batteries.
- Remove the batteries from the appliance if you are not going to use it for some time.

### Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

### Using the appliance

- 1 Pull the battery compartment cap off the handle. Insert two 1.5V AA alkaline batteries in the handle and reattach the battery compartment cap.**

*Note: Make sure the + and - poles point in the right direction.*

- 2 To avoid splattering, place the toothbrush in your mouth before you switch it on.**

- 3 Press the on/off button to switch on the appliance.**

- 4 Brush normally with light pressure for 2 minutes.**

- 5 The appliance switches off automatically after 2 minutes.**

- 6 Replace the brush head every 3 months or sooner if needed.**

The toothbrush is safe to use on:

- Braces (brush heads wear out more quickly when used on braces)
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers)

### Cleaning and storage

Clean the brush head with water after every use. Wipe the handle with a damp cloth regularly. Store the appliance in a cool, dry place when it is not in use.

### Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

### Recycling

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

### Guarantee and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the separate worldwide guarantee leaflet.

### Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- Brush heads.
- Replacement batteries.
- Damage caused by use of unauthorised replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading.