

# Always here to help you

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


Question?  
Contact  
Philips



**Philips Sonicare  
AirFloss**

**PHILIPS  
sonicare**







**ENGLISH 6**

**DANSK 13**

**SUOMI 20**

**NORSK 27**

**SVENSKA 34**

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.

Use the AirFloss as part of your oral care routine. In addition to brushing, it helps reduce plaque.

## Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

### Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains

### Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger. Always have the charger replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- If the appliance is damaged in any way (AirFloss nozzle, handle and/or charger), stop using it.
- This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

### **Caution**

- If you have had recent oral or gum surgery, suffer from an ongoing dental condition or had extensive dental work in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this appliance or if bleeding continues to occur after 1 week of use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This Philips appliance complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the appliance manufacturer of the implanted appliance prior to use.
- Do not use attachments other than the ones recommended by the manufacturer.
- Do not exert excessive pressure on the guidance tip of the nozzle.

## 8 ENGLISH

- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.
- Only use the AirFloss for its intended purpose as described in this user manual.
- To avoid physical injury, do not direct the spray under the tongue or into the ear, nose, eye or other sensitive area.
- Do not clean the AirFloss nozzle, the handle, the charger, the water reservoir and its cover in the dishwasher or a microwave.
- To avoid an ingestion hazard, do not put isopropyl alcohol or other cleaning fluids in the reservoir.
- The AirFloss is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

### **Electromagnetic fields (EMF)**

---

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

### **General description (Fig. 1)**

- 1 Guidance tip
- 2 AirFloss nozzle
- 3 Activation button
- 4 Reservoir and cover
- 5 Handle
- 6 Charge indicator
- 7 Power on/off button
- 8 Removable nozzle holder (specific types only)
- 9 Charger

*Note: The contents of the box may vary based on the model purchased.*



## Charging

Charge the AirFloss for 24 hours before first use.

- 1** Put the plug of the charger in the wall socket (Fig. 2).
- 2** Place the handle on the charger (Fig. 3).
  - ▶ The charge indicator flashes green to indicate that the appliance is charging (Fig. 4).

*Note: When it is fully charged, the AirFloss has an operating time of up to 2 weeks (or 14 uses).*

*Note: When the charge indicator flashes yellow, the battery is low and needs to be recharged (fewer than 3 uses left).*

## Preparing for use

- 1** Align the nozzle so the tip faces the front of the handle and press the nozzle down onto the handle ('click') (Fig. 5).

*Note: Replace the nozzle every 6 months for optimal results. Also replace the nozzle if it becomes loose or no longer clicks onto the handle.*

- 2** Open the cover of the reservoir ('click') (Fig. 6).
- 3** Fill the reservoir with mouthwash or water (Fig. 7).

*Note: To operate effectively, the AirFloss has to contain either mouthwash or water.*

*Tip: For a fresher experience, use mouthwash instead of water.*

*Note: Do not use mouthwash that contains isopropyl myristate (e.g. Dentyf Active) or high concentrations of essential oils, as it may damage the appliance. This includes all mouthwash sold in glass and ceramic packaging.*

- 4** Close the cover of the reservoir ('click') (Fig. 8).
- 5** Press the on/off button (Fig. 9).
  - ▶ The green charge indicator lights up.
- 6** Press and hold the activation button until spray comes out of the tip of the nozzle (Fig. 10).

## Using the appliance

- 1 Make sure the AirFloss is switched on (Fig. 9).
- 2 Place the tip between the teeth and apply gentle pressure. Slightly close your lips over the nozzle when it is in place, to avoid splashing (Fig. 11).

*Tip: Use your finger to press the activation button.*

*Note: The AirFloss is intended to be used on the front/outside surface of the teeth only.*

- 3 Press the activation button to deliver a single burst of air and micro-droplets of mouthwash or water between the teeth. Alternatively, hold the activation button to deliver continuous bursts of mouthwash or water approximately every 1 second (select models) (Fig. 12).
- 4 Slide the guidance tip along the gum line until you feel it settle between the next two teeth.
- 5 Continue this procedure for all spaces including behind your back teeth (Fig. 13).
- 6 To switch off the AirFloss, press the on/off button again.

### Automatic shut-off function

---

The automatic shut-off function automatically switches off the AirFloss if it has not been used for 4 minutes.

## Cleaning

Do not clean the nozzle, handle or charger in the dishwasher.

Do not use cleaning agents to clean the appliance.

## Handle and nozzle

---

- 1 Remove the nozzle from the handle. Rinse the nozzle after each use (Fig. 14).
- 2 Open the reservoir and rinse it under the tap to eliminate residue (Fig. 15).

*Tip: You can also use a cotton bud to wipe the reservoir.*

*Note: Do not immerse the handle in water.*

- 3 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth (Fig. 16).

## Charger

---

- 1 Unplug the charger before you clean it (Fig. 17).
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth (Fig. 18).

## Storage

If you are not going to use the AirFloss for an extended period of time, follow the steps below.

- 1 Open the cover of the reservoir and empty the reservoir.
- 2 Press the activation button until no more spray comes out of the nozzle.
- 3 Unplug the charger (Fig. 17).
- 4 Clean the AirFloss nozzle, handle and charger.
- 5 Store the AirFloss in a cool, dry place away from direct sunlight.

## Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

### Recycling

- This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU (Fig. 19).
- This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2006/66/EC which cannot be disposed of with normal household waste. Follow the instructions in section 'Removing the rechargeable battery' to remove the battery (Fig. 20).
- Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

### Removing the rechargeable battery

---

Please note that this process is not reversible.

- 1** To deplete the battery, repeatedly press the activation button until the AirFloss no longer produces any bursts of air (Fig. 21).
- 2** Use a screwdriver to pry open the handle (Fig. 22).
- 3** Cut the wires and remove the battery from the appliance. Observe basic safety precautions (Fig. 23).

### Guarantee and support

If you need information or support, please visit **[www.philips.com/sonicare](http://www.philips.com/sonicare)** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

#### Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- AirFloss nozzle.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading.

## Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.

Brug AirFloss som en del af din mundplejerutine. Som supplement til tandbørstning er det med til at reducere plak.

## Vigtigt

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.

### Fare

- Hold opladeren væk fra vand, og undlad at placere eller opbevare den over eller tæt på vand i badekar, håndvask og lignende. Opladeren må aldrig komme ned i vand eller anden væske. Efter rengøringen skal du sørge for, at opladeren er helt tør, inden du tilslutter strømmen

### Advarsel

- Netledningen kan ikke udskiftes. Hvis netledningen bliver beskadiget, skal du kassere opladeren. Udskift altid opladeren med en original type for at undgå enhver risiko.
- Hvis apparatet på nogen måde beskadiges (AirFloss-mundstykke, håndgreb og/eller oplader), må det ikke anvendes.
- Dette apparat har ingen udskiftelige reservedele. Hvis apparatet beskadiges, skal du kontakte dit lokale Philips Kundecenter (se afsnittet "Sikkerhed og service").

- Opladeren må ikke bruges udendørs eller tæt på varme flader.
- Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende viden eller erfaring, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.

### **Forsigtig**

- Hvis du er blevet opereret i mund eller tandkød, har en eksisterende tandlidelse eller har fået foretaget omfattende tandbehandling inden for de seneste 2 måneder, skal du spørge din tandlæge til råds, før du bruger dette apparat.
- Kontakt din tandlæge, hvis tandkødet bløder voldsomt efter brug af apparatet, eller hvis der stadig forekommer blødninger efter 1 uges brug.
- Hvis du har helbredsproblemer, skal du spørge din læge til råds, før du begynder at bruge dette apparat.
- Dette Philips-apparat overholder de gældende sikkerhedsregler for elektromagnetisk udstyr. Hvis du har en pacemaker eller et andet implantat, skal du kontakte din læge eller producenten af den implanterede enhed inden brug.
- Brug ikke andre tilbehørsdele end dem, producenten anbefaler.

- Tryk ikke for meget på styrespidsen af mundstykket.
- For at undgå personskade må vandtanken ikke fyldes med varmt vand. Læg ikke fremmedlegemer i vandtanken.
- Brug kun AirFloss til dets tilsigtede formål som beskrevet i denne brugervejledning.
- For at undgå personskade må sprayen ikke rettes under tungen eller ind i øret, næsen, øjet eller andre følsomme områder.
- AirFloss-mundstykket, håndgrebet, opladeren, vandtanken og dækslet må ikke rengøres i opvaskemaskine eller mikroovn.
- For at undgå faren for indtagelse må du ikke lægge isopropylalkohol eller andre rensesvæsker i vandtanken.
- AirFloss er beregnet til personlig hjemmebrug og ikke til brug af et større antal patienter på tandlægeklinikker eller institutioner.

### **Elektromagnetiske felter (EMF)**

---

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

### **Generel beskrivelse (fig. 1)**

- 1 Styrespids
- 2 AirFloss-mundstykke
- 3 Aktiveringsknap
- 4 Vandtank og dæksel
- 5 Håndgreb
- 6 Opladeindikator
- 7 On/off-knap
- 8 Aftagelig holder til mundstykke (kun bestemte typer)
- 9 Oplader

*Bemærk: Indholdet af æsken kan variere alt efter den købte model.*

### Opladning

Oplad AirFloss i 24 timer, før det bruges første gang.

- 1** Sæt stikket til opladeren i stikkontakten (fig. 2).
- 2** Sæt håndgrebet i opladeren (fig. 3).
  - ▶ Opladeindikatoren blinker grønt for at indikere, at apparatet oplades (fig. 4).

*Bemærk: Når det er fuldt opladet, har AirFloss en brugstid på op til 2 uger (eller 14 børstninger).*

*Bemærk: Når opladeindikatoren blinker gult, er batteriet næsten brugt op og skal genoplades (færre end 3 børstninger tilbage).*

### Klargøring

- 1** Juster mundstykket således, at spidsen vender foran på håndgrebet, og tryk mundstykket ned på håndtaget ("klik") (fig. 5).

*Bemærk: Udskift mundstykket hver 6. måned for at opnå det bedste resultat. Udskift også mundstykket, hvis det bliver løst eller ikke længere klikker fast på håndgrebet.*

- 2** Åbn dækslet til vandtanken ("klik") (fig. 6).
- 3** Fyld vandtanken med mundskyllemiddel eller vand (fig. 7).

*Bemærk: For at kunne fungere effektivt skal AirFloss indeholde enten mundskyllemiddel eller vand.*

*Tip: Brug mundskyllemiddel i stedet for vand for at få en mere frisk oplevelse.*

*Bemærk: Brug ikke mundskyllemiddel, der indeholder isopropylmyristat (f.eks. Denty Active) eller høje koncentrationer af essentielle olier, da det kan beskadige apparatet. Dette omfatter alle mundskyllemidler, der sælges i emballager af glas og keramik.*

- 4** Luk dækslet til vandtanken ("klik") (fig. 8).



- 5 Tryk på on/off-knappen (fig. 9).  
 ▶ Den grønne opladeindikator lyser.
- 6 Tryk og hold aktiveringsknappen nede, indtil der kommer spray ud af spidsen af mundstykket (fig. 10).

## Sådan bruges apparatet

- 1 Kontroller, at AirFloss er tændt (fig. 9).
- 2 Placer spidsen mellem tænderne og tryk let. Luk dine læber let omkring mundstykket, når det er på plads, for at undgå stænk (fig. 11).

*Tip: Brug din finger til at trykke på aktiveringsknappen.*

*Bemærk: AirFloss er kun beregnet til brug på front-lydersiden af tænderne.*

- 3 Tryk på aktiveringsknappen for at få et enkelt sprøjt af luft og meget små dråber mundskyllemiddel eller vand mellem tænderne. Alternativt kan du holde aktiveringsknappen nede for at få konstante sprøjt af mundskyllemiddel eller vand ca. hvert sekund (vælg modeller) (fig. 12).
- 4 Lad styrespidsen glide langs tandkødslinjen, indtil du kan mærke, at den falder på plads mellem de næste to tænder.
- 5 Gentag ved alle mellemrum, også ved dine bageste kindtænder (fig. 13).
- 6 AirFloss slukkes ved at trykke på on/off-knappen igen.

## Automatisk afbryderfunktion

Auto-sluk-funktionen slukker automatisk for AirFloss, hvis det ikke har været i brug i 4 minutter.

## Rengøring

Undlad at rengøre mundstykket, håndgrebet eller opladeren i opvaskemaskinen.

Brug ikke rengøringsmidler til rengøring af apparatet.

## Håndgreb og mundstykke

---

- 1 Fjern mundstykket fra håndgrebet. Skyl mundstykket, hver gang det har været i brug (fig. 14).
- 2 Åbn vandtanken, og skyl den under hanen for at fjerne rester (fig. 15).  
*Tip: Du kan også bruge en vatpind til at tørre vandtanken.*  
*Bemærk: Håndgrebet må ikke kommes ned i vand.*
- 3 Brug en fugtig klud til at tørre hele håndtagets overflade (fig. 16).

## Oplader

---

- 1 Tag stikket ud af stikkontakten, inden opladeren rengøres (fig. 17).
- 2 Brug en fugtig klud til at tørre opladerens overflade (fig. 18).

## Opbevaring

Hvis du ikke kommer til at benytte AirFloss i en længere periode, skal du følge nedenstående trin.

- 1 Åbn dækslet til vandtanken, og tøm vandtanken.
- 2 Tryk på aktiveringsknappen, indtil der ikke kommer mere spray ud af mundstykket.
- 3 Tag opladeren ud af stikket (fig. 17).
- 4 Rengør AirFloss-mundstykket, -håndgrebet og -opladeren.
- 5 Opbevar AirFloss på et køligt, tørt sted uden direkte sollys.

## Bestilling af tilbehør

For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge **[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)** eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen "World-Wide Guarantee" for at få kontaktoplysninger).

## Genanvendelse

- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 19).
- Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Følg instruktionerne i afsnittet "Udtagning af det genopladelige batteri" for at fjerne batteriet (fig. 20).
- Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og de genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og genopladelige batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

## Udtagning af det genopladelige batteri

Batteriet kan ikke sættes i igen, når det først er taget ud.

- 1** Batteriet tømmes for strøm ved gentagne tryk på aktiveringsknappen, indtil AirFloss ikke længere puster luft ud (fig. 21).
- 2** Brug en skruetrækker til at åbne håndgrebet (fig. 22).
- 3** Klip ledningerne over, og fjern batteriet fra apparatet. Overhold de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger (fig. 23).

## Reklamationsret og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge [www.philips.com/sonicare](http://www.philips.com/sonicare) eller læse i den separate folder "World-Wide Guarantee".

### Gældende forbehold i reklamationsretten

Betingelserne i den internationale garanti dækker ikke følgende:

- AirFloss-mundstykke.
- Skader, der opstår som følge af misbrug, manglende vedligeholdelse eller ændringer.
- Normal slitage, inkl. ridser, skrammer, afslidning, misfarvning og falmning.

## Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.

Käytä AirFlossia osana suunhoitoa. Tavanomaisen hampaiden harjauksen lisäksi se auttaa vähentämään plakin muodostumista.

## Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

### Vaara

- Älä kastele laturia. Älä säilytä laturia lähellä kylpyammetta tai pesuallasta, jossa on vettä. Älä upota laturia veteen tai muuhun nesteeseen. Varmista puhdistamisen jälkeen, että laturi on kunnolla kuivunut, ennen kuin liität sen verkkovirtaan.

### Varoitus

- Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos se on vahingoittunut, hävitä laturi. Vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen laite.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vahingoittunut (esimerkiksi AirFloss-suutin, kahva ja/tai laturi).
- Laitteessa ei ole huollettavia osia. Jos laite on vahingoittunut, ota yhteyttä maan kuluttajapalvelukeskukseen (katso luku Takuu ja huolto).
- Älä käytä laturia ulkona tai lämmönlähteiden lähellä.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa

laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena.

## **Varoitus**

- Jos sinulla on hammassairaus tai olet ollut hammas- tai ienleikkauksessa tai vaativassa hammashoidossa viimeisten kahden kuukauden aikana, kysy neuvoa hammaslääkäriltä ennen laitteen käyttöä.
- Kysy neuvoa hammaslääkäriltä, jos laitteen käyttö aiheuttaa runsasta verenvuotoa tai jos verenvuoto jatkuu viikon käytön jälkeen.
- Jos epäröit käyttää laitetta terveydellisistä syistä, neuvottele laitteen käytöstä ensin lääkärin kanssa.
- Tämä Philips-laite täyttää sähkömagneettisten laitteiden turvastandardit. Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu kehonsisäinen laite, kysy neuvoa lääkäriltä tai kyseisen laitteen valmistajalta ennen käyttöä.
- Käytä vain laitteen valmistajan suosittelemia lisäosia.
- Älä väännä suuttimen ohjauskärkeä liian voimakkaasti.
- Vältä palovammoja täyttämällä säiliöön vain kylmää vettä. Älä aseta vieraita esineitä vesisäiliöön.
- Käytä AirFloss-laitetta vain tarkoituksenmukaisesti käyttöoppaassa esitetyllä tavalla.
- Älä suuntaa suihketta kielen alle, korvaan, silmään tai muuhun arkaan alueeseen.

## 22 SUOMI

- Älä puhdista AirFloss-suutinta, vartta, laturia, vesisäiliötä tai sen kantta astianpesukoneessa tai mikroaaltouunissa.
- Älä käytä isopropyylialkoholia tai muita puhdistusnesteitä vesisäiliön puhdistamiseen, koska ne voivat aiheuttaa nieltynä vaaratilanteen.
- AirFloss on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä ole tarkoitettu potilaiden yleiseen käyttöön hammashoitoloissa tai sairaaloissa.

### **Sähkömagneettiset kentät (EMF)**

---

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

### **Yleiskuvaus (Kuva 1)**

- 1 Ohjaukärki
- 2 AirFloss-suutin
- 3 Aktivointipainike
- 4 Vesisäiliö ja suojus
- 5 Runko
- 6 Latauksen merkkivalo
- 7 Virtapainike
- 8 Irrotettava suutinteline (vain tietyissä malleissa)
- 9 Laturi

*Huomautus: Pakkauksen sisältö saattaa vaihdella malleittain.*

## Lataaminen

Lataa AirFloss-laitetta 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

- 1** Laita laturin pistoke pistorasiaan (Kuva 2).
- 2** Aseta runko laturiin (Kuva 3).
- ▶ Latauksen merkkivalo vilkkuu vihreänä, kun laite latautuu (Kuva 4).

*Huomautus: Kun akku on ladattu täyteen, AirFloss-laitetta voi käyttää ennen seuraavaa lataamista 14 kertaa, joka vastaa noin kahden viikon käyttöä.*

*Huomautus: Latauksen merkkivalo vilkkuu keltaisena, kun akun lataus on vähissä (alle 3 käyttökertaa jäljellä).*

## Käyttöönoton valmistelu

- 1** Kohdista suutin niin, että ohjaukärki on rungon etupuolella. Paina ja napsauta suutin kiinni runkoon (Kuva 5).

*Huomautus: Vaihda suutin 6 kuukauden välein, jotta puhdistustulos säilyy hyvänä. Vaihda suutin, jos se tuntuu väljältä tai ei napsahda paikalleen.*

- 2** Avaa vesisäiliön kansi (Kuva 6).
- 3** Täytä vesisäiliö vesijohtovedellä tai suuedellä (Kuva 7).

*Huomautus: AirFloss toimii tehokkaasti vain, kun vesisäiliössä on vesijohtovettä tai suuvettä.*

*Vinkki: Jos haluat raikkaamman tunteen suuhusi, käytä veden sijasta suuvettä.*

*Huomautus: Älä käytä isopropyylialkoholia (esim. Dentyl Active) tai runsaasti eteerisiä öljyjä sisältäviä suuvesiä, koska ne voivat vaurioittaa laitetta.*

*Näitä tuotteita ovat kaikki lasipakkauksissa ja keraamisissa pakkauksissa myytävät suuvedet.*

- 4** Sulje vesisäiliön kansi (Kuva 8).
- 5** Paina käynnistyspainiketta (Kuva 9).
- ▶ Latauksen merkkivalo palaa vihreänä.
- 6** Paina aktivointipainiketta, kunnes suuttimen ohjaukärjestä suihkuua vettä (Kuva 10).

## Käyttö

- 1 Varmista, että AirFloss-laitteen virta on kytketty (Kuva 9).
- 2 Aseta kärki hampaiden väliin ja paina hellävaroen. Sulje huulet varovasti suuttimen ympärille, jotta vesi ei roisku (Kuva 11).

*Vinkki: Paina aktivointipainiketta sormenpäällä.*

*Huomautus: AirFloss on tarkoitettu käytettäväksi vain hampaiden etu- ja ulkopintojen puhdistamiseen.*

- 3 Kun painat aktivointipainiketta, laite suihkauttaa ilmaa ja vettä/suuvettä hampaiden väliin. Kun pidät aktivointipainiketta painettuna, laite suihkauttaa vettä/suuvettä yhden sekunnin välein (tietyissä malleissa) (Kuva 12).
- 4 Liu'uta ohjauskärkeä ienrajaa pitkin kunnes kärki asettuu seuraavaan hammasväliin.
- 5 Käsittele samalla tavalla muutkin hampaiden osat (Kuva 13).
- 6 Voit sammuttaa AirFloss-laitteen painamalla virtapainiketta uudelleen.

## Automaattinen virrankatkaisu

---

Automaattinen virrankatkaisutoiminto katkaisee laitteen virran automaattisesti, jos sitä ei ole käytetty 4 minuuttiin.

## Puhdistaminen

Älä puhdistu suutinta, runkoa tai laturia astianpesukoneessa.

Älä käytä laitteen puhdistamiseen puhdistusaineita.



## Runko ja suutin

---

**1** Irrota suutin rungosta. Huuhtelee suutin jokaisen käyttökerran jälkeen (Kuva 14).

**2** Avaa vesisäiliö ja huuhtelee se juoksevalla vedellä (Kuva 15).

*Vinkki: Voit käyttää vesisäiliön puhdistamiseen myös vanupalloja.*

*Huomautus: Älä upota runkoa veteen.*

**3** Pyyhi koko runko kostealla liinalla (Kuva 16).

## Laturi

---

**1** Irrota laturi aina pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista (Kuva 17).

**2** Pyyhi koko laturi kostealla liinalla (Kuva 18).

## Säilytys

Jos et aio käyttää AirFloss-laitetta pitkään aikaan, noudata alla olevia ohjeita.

**1** Avaa vesisäiliön kansi ja tyhjennä säiliö.

**2** Paina aktivointipainiketta, kunnes suuttimesta ei enää tule vesisuihketta.

**3** Irrota laturi pistorasiasta (Kuva 17).

**4** Puhdista AirFloss-suutin, kahva ja laturi.

**5** Säilytä AirFloss-laitetta viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta.

## Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa **[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)** tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).

## Kierrätys

- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan (Kuva 19).
- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää kiinteän ladattavan akun, joka kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY soveltamisalaan ja jota ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Poista akku tuotteesta noudattamalla kohdassa Akun poistaminen annettuja ohjeita (Kuva 20).
- Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

## Akun poistaminen

Ota huomioon, että toimenpide on peruuttamaton.

- 1** Tyhjennä akku painamalla aktivointipainiketta toistuvasti, kunnes AirFloss-laitteesta ei enää tule ilmaa (Kuva 21).
- 2** Avaa kahva ruuvitaltalla (Kuva 22).
- 3** Katkaise johdot ja irrota akku laitteesta. Noudata yleisiä turvallisuusohjeita (Kuva 23).

## Takuu ja tuki

Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa **[www.philips.com/sonicare](http://www.philips.com/sonicare)** tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.

### Takuun rajoitukset

Kansainvälinen takuu ei kata seuraavia tapauksia:

- AirFloss-suutin.
- Väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, laitteen muokkaamisesta tai luvattomasta korjaamisesta johtuvat vahingot.
- Normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista, mukaan lukien halkeaminen, naarmuuntuminen, kuluminen, likaantuminen tai värien haalistuminen.

## Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Bruk AirFloss som en del av tannhygien din. I tillegg til å pusse tennene bidrar den til å redusere plakk.

## Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

### Fare

- Hold laderen unna vann. Ikke plasser eller oppbevar den i nærheten av eller over badekar, kummer, vasker e.l. fylt med vann. Laderen må ikke senkes ned i vann eller annen væske. Etter rengjøring må du kontrollere at laderen er helt tørr før du setter støpselet i stikkontakten.

### Advarsel

- Ledningen kan ikke byttes ut. Hvis ledningen blir skadet, må du kaste laderen. Erstatt alltid laderen med en ny lader av originaltypen for å unngå fare.
- Hvis apparatet er skadet på noen måte (munnstykket, håndtaket og/eller laderen til AirFloss), må du slutte å bruke det.
- Dette apparatet inneholder ingen utskiftbare deler. Hvis apparatet er skadet, må du ta kontakt med forbrukerstøtten der du bor (se avsnittet Garanti og støtte).

- Ikke bruk laderen utendørs eller i nærheten av oppvarmede overflater.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år. Personer med nedsatt synsevne, fysisk eller psykisk funksjonsevne eller personer med manglende erfaring og kunnskap må kun bruke apparatet dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal kun utføres av barn hvis de er over åtte år og har tilsyn av voksne.

### **Forsiktig**

- Hvis du har hatt operasjoner i munnen eller tannkjøttet, lider av en munnsykdom eller har gjennomgått omfattende tannoperasjoner i løpet av de siste to månedene, må du kontakte tannlegen din før du bruker dette apparatet.
- Ta kontakt med tannlegen hvis du blør en del når du bruker apparatet, eller hvis blødningen fortsetter etter bruk i én uke.
- Ta kontakt med lege før du bruker apparatet hvis du har medisinske bekymringer.
- Dette Philips-apparatet oppfyller sikkerhetskravene for elektromagnetiske enheter. Hvis du har pacemaker eller en annen implantert enhet, må du ta kontakt med lege eller produsenten av den implanterte enheten før bruk.

- Ikke bruk andre tilbehør enn de som anbefales av produsenten.
- Ikke bruk for mye makt på veiledningstuppen til munnstykket.
- For å unngå fysisk personskade må du ikke fylle beholderen med varmt vann. Ikke plasser fremmede objekter i beholderen.
- Bruk bare AirFloss til beregnede formål som beskrevet i denne brukerhåndboken.
- For å unngå fysisk personskade må du ikke bruke sprayen under tungen eller i ørene nesen, øynene eller andre sensitive områder.
- Ikke rengjør AirFloss-munnstykket, -håndtaket, -laderen, -beholderen og -dekselet i oppvaskmaskin eller mikrobølgeovn.
- For å unngå farer forbundet med svelging må du ikke ha isopropylalkohol eller andre rengjøringsvæsker i beholderen.
- AirFloss er en enhet for personlig pleie, og den er ikke beregnet på bruk på flere pasienter hos et tannlegekontor.

### **Elektromagnetiske felt (EMF)**

---

Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

## Generell beskrivelse (fig. 1)

- 1 Veiledningstopp
- 2 AirFloss-munnstykke
- 3 Aktiveringsknapp
- 4 Beholder og deksel
- 5 Håndtak
- 6 Ladeindikator
- 7 Av/på-knapp
- 8 Avtakbar munnstykkeholder (kun bestemte modeller)
- 9 Lader

*Merk: Innholdet i esken kan variere basert på modellen du kjøper.*

## Lading

Lad AirFloss i 24 timer før første gangs bruk.

- 1 Sett støpselet på laderen inn i stikkkontakten (fig. 2).
  - 2 Plasser håndtaket på laderen (fig. 3)
- ▶ Ladeindikatoren blinker grønt for å vise at apparatet lader (fig. 4).

*Merk: Når apparatet er fulladet, har AirFloss en driftstid på opptil to uker (eller 14 økter).*

*Merk: Når ladeindikatoren blinker gult, er batterinivået lavt og må lades opp (færre enn tre økter igjen).*

## Før bruk

- 1 Juster munnstykket slik at tuppen vender mot fronten på håndtaket, og trykk munnstykket ned på håndtaket (du skal høre et klikk) (fig. 5).

*Merk: Bytt munnstykket hver sjette måned for optimale resultater. Skift også munnstykket hvis det blir løst eller ikke lenger klikker på håndtaket.*

- 2 Åpne dekselet på beholderen (du skal høre et klikk) (fig. 6).
- 3 Fyll beholderen med munnskyllevann eller vann (fig. 7).

*Merk: For å fungere effektivt må AirFloss inneholde enten munnskyllevann eller vann.*

*Tips: For en friskere opplevelse bør du bruke munnskyllevann i stedet for vann.*

*Merk: Ikke bruk munnskyllevann som inneholder isopropylmyristat (f.eks. Dentyl Active) eller store konsentrasjoner av essensielle oljer, da det kan skade apparatet. Dette inkluderer alt munnskyllevann som selges i glassflasker eller keramiske flasker.*

- 4** Lukk dekselet på beholderen (du skal høre et klikk) (fig. 8).
- 5** Trykk på av/på-knappen (fig. 9).
  - ▶ Den grønne ladeindikatoren lyser.
- 6** Trykk på og hold nede aktiveringsknappen til det spruter ut av tuppen på munnstykket (fig. 10).

## Bruke apparatet

- 1** Kontroller at AirFloss er slått på (fig. 9).
- 2** Plasser tuppen mellom tennene med et forsiktig trykk. Lukk leppene litt rundt munnstykket når den er på plass for å unngå sprut (fig. 11).

*Tips: Bruk fingeren til å trykke på aktiveringsknappen.*

*Merk: AirFloss skal kun brukes på fremsiden/lutsiden av tennene.*

- 3** Trykk på aktiveringsknappen for å få en sprut av luft og mikrodråper av munnskyllevann eller vann mellom tennene. Du kan også holde nede aktiveringsknappen for å få flere sprut med munnskyllevann eller vann ca. hvert sekund (utvalgte modeller) (fig. 12).
- 4** Skyv veiledningstuppen langs kanten på tannkjøttet til du føler at den legger seg mellom de to neste tennene.
- 5** Fortsett med denne prosedyren for alle områder, inkludert bak tennene (fig. 13).
- 6** Du slår av AirFloss ved å trykke på av/på-knappen igjen.

## Funksjon for automatisk avslåing

Funksjonen for automatisk avslåing slår automatisk av AirFloss hvis den ikke har blitt brukt på fire minutter.

## Rengjøring

Ikke rengjør munnstykket, håndtaket eller laderen i oppvaskmaskinen.

Ikke bruk rengjøringsmidler til å rengjøre apparatet.

### Håndtak og munnstykke

---

- 1 Fjern munnstykket fra håndtaket. Skyll munnstykket etter hver bruk (fig. 14).
- 2 Åpne beholderen og skyll den under rennende vann for å fjerne skitt (fig. 15).

*Tips: Du kan også bruke en bomullsdott til å tørke beholderen.*

*Merk: Ikke legg håndtaket i vann.*

- 3 Tørk hele overflaten på håndtaket med en fuktig klut (fig. 16).

### Lader

---

- 1 Trekk ut støpslet før du rengjør laderen (fig. 17).
- 2 Tørk hele overflaten på laderen med en fuktig klut (fig. 18).

## Oppbevaring

Hvis du ikke skal bruke AirFloss på en stund, bør du følge trinnene nedenfor:

- 1 Åpne dekselet på beholderen og tøm den.
- 2 Trykk på aktiveringsknappen til det ikke kommer mer sprut ut av munnstykket.
- 3 Koble fra laderen (fig. 17).
- 4 Rengjør munnstykket, håndtaket og laderen til AirFloss.
- 5 Oppbevar AirFloss på et kjølig og tørt sted og ikke i direkte sollys.

## Bestille tilbehør

Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til

**[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)** eller gå til en Philips-forhandler.

Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiheftet for kontakinformasjon).



## Resirkulering

- Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU (fig. 19).
- Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebyggt oppladbart batteri som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall. Følg instruksjonene i avsnittet Fjerne det oppladbare batteriet for å fjerne batteriet (fig. 20).
- Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger for elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale bestemmelser, og kast aldri produktet og de oppladbare batteriene som vanlig restavfall. Riktig deponering av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

### Fjerne det oppladbare batteriet

Vær oppmerksom på at denne prosessen ikke kan gjøres om.

- 1** Hvis du vil tømme batteriet, må du trykke på aktiveringsknappen gjentatte ganger til det ikke lenger kommer luft ut av AirFloss (fig. 21).
- 2** Bruk en skrutrekker til å bryte opp håndtaket (fig. 22).
- 3** Klipp ledningene og ta ut batteriet av apparatet. Se grunnleggende sikkerhetsinformasjonen (fig. 23).

## Garanti og støtte

Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til [www.philips.com/sonicare](http://www.philips.com/sonicare) eller lese i garantiheftet.

### Begrensninger i garantien

Følgende dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien:

- AirFloss-munnstykke.
- Skade forårsaket av misbruk, mislighold, forsømmelse, endringer eller uautorisert reparasjon.
- Normal slitasje, inkludert avskalling, riper, avsliping, misfarging eller falming.

## Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Använd AirFloss för din vanliga tandvårdsrutin. Förutom att borsta tänderna bidrar den till att minska plack.

## Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

### Fara

- Låt inte laddaren komma i kontakt med vatten. Placera eller förvara den inte över eller nära vatten i badkar, handfat osv. Sänk inte ned laddaren i vatten eller någon annan vätska. Kontrollera att laddaren är helt torr efter rengöring innan du ansluter den till elnätet.

### Varning

- Nätsladden kan inte bytas ut. Om nätsladden skadas måste du kassera laddaren. Byt alltid ut laddaren mot en av originaltyp för att undvika fara.
- Om apparaten är skadad (AirFloss-munstycke, -handtag och/eller -laddare) ska du inte använda den.
- Den här apparaten har inga delar som kan bytas ut eller repareras. Om apparaten är skadad kontaktar du kundtjänst i ditt land (se kapitlet Garanti och support).
- Använd inte laddaren utomhus eller i närheten av uppvärmda ytor.

- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk och psykisk förmåga, samt av personer som inte har kunskap om apparaten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn under 8 år får inte rengöra eller underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.

### **Försiktighet**

- Om du nyligen har blivit opererad i munnen, lider av en pågående tandåkomma eller genomgått omfattande tandbehandlingar under de föregående två månaderna ska du kontakta en tandläkare innan du använder den här apparaten.
- Rådgör med din tandläkare om kraftig blödning uppstår när du har använt apparaten eller om det fortsätter att blöda efter en veckas användning.
- Om du genomgår medicinsk behandling bör du rådfråga läkare innan du använder apparaten.
- Denna apparat från Philips följer säkerhetsstandarderna för elektromagnetiska enheter. Om du har pacemaker eller annat implantat ska du kontakta din läkare eller implantatets tillverkare innan du använder apparaten.
- Använd inte andra tillbehör än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Utsätt inte munstyckets spets för överdrivet tryck.

- För att undvika fysisk skada ska du inte fylla behållaren med hett vatten. Placera inga främmande föremål i behållaren.
- Använd bara AirFloss för dess avsedda ändamål enligt beskrivningen i den här användarhandboken.
- För att undvika fysisk skada ska du inte rikta strålen mot ytan under tungan, in i öronen, näsan, ögonen eller andra känsliga områden.
- Rengör inte AirFloss-munstycket, -handtaget, -laddaren, -vattenbehållaren eller locket i diskmaskin eller mikrovågsugn.
- För att undvika risk för förtäring bör du inte placera isopropylalkohol eller andra rengöringsvätskor i behållaren.
- AirFloss är avsedd för egenvård och inte för att användas på olika patienter på en tandläkarmottagning eller -klinik.

### **Elektromagnetiska fält (EMF)**

---

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

### **Allmän beskrivning (Bild 1)**

- 1 Spets
- 2 AirFloss-munstycke
- 3 Aktiveringsknapp
- 4 Behållare och lock
- 5 Handtag
- 6 Laddningsindikator
- 7 På/av-knapp
- 8 Löstagbar munstyckehållare (endast vissa modeller)
- 9 Laddare

*Obs! Innehållet i lådan kan variera beroende på vilken modell som köpts.*

## Laddning

Ladda AirFloss i 24 timmar före första användningen.

- 1** Sätt laddarens kontakt i vägguttaget (Bild 2).
- 2** Placera handtaget i laddaren (Bild 3).
- ▶ Laddningsindikatorn blinkar grönt som indikation på att apparaten laddas (Bild 4).

*Obs! När den är helt laddad har AirFloss en drifttid på upp till 2 veckor (eller 14 användningar).*

*Obs! När laddningsindikatorn blinkar gult är batteriet svagt och behöver laddas om (färre än 3 användningar kvar).*

## Förberedelser inför användning

- 1** Rikta in munstycket så att spetsen är vänd mot samma håll som framsidan av handtaget och tryck ned på munstycket på handtaget (ett klickljud hörs) (Bild 5).

*Obs! Byt ut munstycket var 6:e månad för optimala resultat. Byt också ut munstycket om det sitter löst eller inte längre klickar fast på handtaget.*

- 2** Öppna behållarens lock (ett klickljud hörs) (Bild 6).
- 3** Fyll behållaren med munvatten eller vatten (Bild 7).

*Obs! För att fungera effektivt måste AirFloss innehålla antingen munvatten eller vatten.*

*Tips: Använd munvatten istället för vatten för en mer uppfriskande känsla.*

*Obs! Använd inte munvatten som innehåller isopropylmyristat (t.ex. Dentyl Active) eller högkoncentrerade eteriska oljor eftersom det kan skada apparaten. Det inbegriper alla typer av munvatten som säljs i förpackningar av glas eller keramik.*

- 4** Stäng behållarens lock (ett klickljud hörs) (Bild 8).

- 5 Tryck på på/av-knappen (Bild 9).
  - ▶ Den gröna laddningsindikatorn tänds.
- 6 Håll aktiveringsknappen intryckt tills det kommer en stråle ur spetsen av munstycket (Bild 10).

## Använda apparaten

- 1 Kontrollera att AirFloss är påslagen (Bild 9).
- 2 Placera spetsen mellan tänderna och tryck den lätt mot tänderna. Slut läpparna något över munstycket när det är på plats, för att undvika stänk (Bild 11).

*Tips: Använd fingret för att trycka på aktiveringsknappen.*

*Obs! AirFloss är endast avsedd användas på tändernas främrelyttre yta.*

- 3 Tryck på aktiveringsknappen för att spruta en ström av luft och mikrodroppar av munvatten eller vatten mellan tänderna. Du kan också hålla aktiveringsknappen intryckt och spruta kontinuerliga strömmar av munvatten eller vatten ungefär en gång i sekunden (vissa modeller) (Bild 12).
- 4 För spetsen längs tandköttstranden tills du känner att den placerar sig mellan nästa par tänder.
- 5 Fortsätt på samma sätt för alla utrymmen, inklusive bakom baktänderna (Bild 13).
- 6 Tryck på på/av-knappen igen för att stänga av AirFloss.

## Automatisk avstängningsfunktion

---

Den automatiska avstängningsfunktionen stänger automatiskt av AirFloss om den inte har använts på fyra minuter.

## Rengöring

Rengör inte munstycket, handtaget eller laddaren i diskmaskinen.

Använd inte rengöringsmedel för att rengöra apparaten.

## Handtag och munstycke

---

- 1 Ta bort munstycket från handtaget. Skölj munstycket efter varje användning (Bild 14).
- 2 Öppna behållaren och skölj den under kranen för att ta bort rester (Bild 15).

*Tips: Du kan också använda en bomullspinne för att torka behållaren.*

*Obs! Doppa inte handtaget i vatten.*

- 3 Torka av hela handtagets yta med en fuktig trasa (Bild 16).

## Laddare

---

- 1 Dra ur nätsladden innan du rengör laddaren (Bild 17).
- 2 Torka av laddarens yta med en fuktig trasa (Bild 18).

## Förvaring

Om du inte kommer att använda AirFloss under en längre tid följer du stegen nedan.

- 1 Öppna behållarens lock och töm behållaren.
- 2 Tryck på aktiveringsknappen tills det inte kommer mer vätska ur munstycket.
- 3 Koppla bort laddaren från eluttaget (Bild 17).
- 4 Rengör AirFloss-munstycket, -handtaget och -laddaren.
- 5 Förvara AirFloss på en sval och torr plats och inte i direkt solljus.

## Beställa tillbehör

Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till

**[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)** eller en Philips-återförsäljare.

Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i garantibroschyren).

## Återvinning

- Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU (Bild 19).
- Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2006/66/EG och inte får slängas bland hushållssoporna. Ta ut batteriet enligt instruktionerna i avsnittet "Ta ut det laddningsbara batteriet" (Bild 20).
- Hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter och laddningsbara batterier. Följ de lokala bestämmelserna och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbara batterier bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

## Ta ut det laddningsbara batteriet

Tänk på att du inte kan sätta tillbaka batteriet igen.

- 1** För att tömma batteriet trycker du upprepade gånger på aktiveringsknappen tills AirFloss inte längre avger luftstrålar (Bild 21).
- 2** Använd en skruvmejsel för att bända upp handtaget (Bild 22).
- 3** Kapa kablarna och ta bort batteriet från apparaten. Iaktta allmänna säkerhetsåtgärder (Bild 23).

## Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du gå till [www.philips.com/sonicare](http://www.philips.com/sonicare) eller läsa garantibroschyren.
















### Garantibegränsningar

De internationella garantivillkoren omfattar inte följande:

- AirFloss-munstycke.
- Skador orsakade av felaktig användning, vanskötsel, ändringar eller obehörig reparation.
- Normalt slitage, inklusive hack, repor, avskavning, missfärgning och blekning.











[www.philips.com/Sonicare](http://www.philips.com/Sonicare)

©2015 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved.  
Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.  
AirFloss, Sonicare and the Sonicare logo are trademarks  
of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPNV.



100% recycled paper

4235.020.6286.3