


Rechargeable sonic toothbrush







IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

DANGERS

To reduce the risk of electrocution:

- 1 Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- 3 Do not place in or drop into water or other liquid.
- 4 Do not use while bathing.

WARNINGS

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

- 1 DO NOT plug into an outlet with a voltage other than specified on the bottom of the charger or sanitizer. This product is designed to operate within a range of 100 to 240 volts. Voltage converters DO NOT guarantee voltage compatibility. Never force the plug into an outlet; if it does not easily fit into the outlet, discontinue use.
- 2 Never force the plug into an outlet; if it does not easily fit into the outlet, discontinue use.
- 3 Discontinue use if this product appears damaged in any way (brush head, handle, charger). This product contains no serviceable parts. Refer to chapter 'Guarantee and service' if your Sonicare no longer works properly or needs repair.
- 4 Never use the charger if it has a damaged cord or plug.
- 5 Keep cord away from heated surfaces.
- 6 Do not use the charger outdoors.
- 7 Do not use the charger if dropped into water.
- 8 Avoid using a brush head with crushed or bent bristles. Damaged bristles may break off while brushing. Replace the brush head with a new one every 3 months or sooner if signs of wear appear. Inappropriate cleaning may cause bristle damage. (See chapter 'Cleaning')
- This product is designed to clean your teeth, gums and tongue only. Use this product only for its intended use as described in this booklet. Discontinue use of this product and contact a physician/dentist if discomfort or pain is experienced.
- 10 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 11 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- 12 Sonicare is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental office or institution.
- 13 Do not use attachments other than those recommended by the manufacturer.
- 14 If your toothpaste includes peroxide, baking soda or other bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean your brush head and handle with soap and water after each use. Otherwise plastic cracking may occur:
- 15 To avoid damage to the product, do not place the brush head, handle, charger or charger covers in the dishwasher for cleaning.
- 16 Discontinue use of the sanitizer if the UV light bulb remains on when the door is open. UV light can be harmful to the human eye and skin. Keep the sanitizer out of the reach of children at all times.
- 17 The UV light bulb is hot during and immediately after the sanitizing cycle. Do not touch the UV light bulb when it is hot.
- 18 Do not operate the UV sanitizer without the protective screen in place to avoid contact with hot bulb.
- 19 Do not operate the UV sanitizer where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

MEDICAL WARNINGS

- 1 Consult your dental professional before you use this product if you have had oral or gum surgery in the previous 2 months.
- 2 Contact your dental professional if excessive bleeding occurs after using this product or bleeding continues to occur after 1 week of use.
- 3 Address questions concerning usage with a pacemaker or other implanted device to your physician or the implant device manufacturer.
- 4 Sonicare has been tested and is compliant with safety standards for electromagnetic devices.
- 5 Consult your physician prior to using the Sonicare if you have medical concerns.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Your Sonicare (Fig. 1)

- A Hygienic travel cap
- **B** Brush head
- © Interchangeable color code ring
- Handle with soft grip
- Power on/off button
- Personalized brushing button
- Brushing modes
- Brushing routines
- Deluxe recharge gauge
- Deluxe charger
- Charger cover with brush head holder (select models)
- Travel charger

- M Charger base with cord wrap (select models)
- **W** UV sanitizer with integrated charger and cord wrap (select models)
- Not shown: UV light bulb
- Not shown: Sanitizer drip tray
- Not shown: Protective screen for UV light bulb

Getting started

Changing the color code ring



Sonicare brush heads come with interchangeable color code rings to identify your brush head.

To change the color code ring:

1 Pull the color code ring from the bottom of the brush head.



2 Install a new ring by slipping one edge of the new ring over the bottom of the brush head. Then press down on the other side to snap the ring in place.


Attaching the brush head



- 1 Align the brush head so the bristles face the front of the handle.
- 2 Firmly press the brush head down on the metal shaft until it stops.

Note: There is a small gap between the color code ring and the handle.

Charging your Sonicare



- 1 Plug the charger into a live outlet.
- 2 Place the handle on the charger.
- The flashing light on the battery gauge indicates that the toothbrush is charging.

Deluxe recharge gauge:

Indicates amount of charge left in battery

- 3 green LEDs: 75-100%
- 2 green LEDs: 50-74%

- 1 green LED: 25-49%
- 1 flashing yellow LED: less than 25%

Note: If the battery charge of your Sonicare is low, you hear 3 beeps and 1 LED on the recharge gauge flashes yellow for 30 seconds after the 2-minute brushing cycle.


Note:To keep the battery fully charged at all times, you may keep your Sonicare on the charger when not in use. It takes at least 24 hours to fully charge the battery.

Using your Sonicare

Brushing instructions



- 1 Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.
- 2 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle towards the gumline.
- 3 Press the power on/off button to turn on the Sonicare.
- 4 Apply light pressure to maximize Sonicare's effectiveness and let the Sonicare toothbrush do the brushing for you.
- Gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion so the longer bristles reach between your teeth. Continue this motion throughout your brushing cycle.





- 6 Begin brushing in section 1 (outside top teeth) and brush for 30 seconds before moving to section 2 (inside top teeth). Continue brushing in section 3 (outside bottom teeth) and brush for 30 seconds before moving to section 4 (inside bottom teeth).
- 7 After you have completed the brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs. You may also brush your tongue, with the toothbrush turned on or off, as you prefer.

Your Sonicare is safe to use on:

- Braces (brush heads wear out sooner when used on braces)
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers)
- Periodontal pockets



Sonicare automatically starts in the default Clean mode. To personalize your brushing:

- 1 Prior to turning on the Sonicare, press the Personalized Brushing button to toggle between modes and routines.
- ▶ The green LED indicates selected mode or routine.

Note: When the toothbrush is turned on, you can switch between modes but not between routines. Routines should be selected prior to brushing.



Brushing modes

Clean mode

Standard mode for superior teeth cleaning.

Sensitive mode

Gentle, yet thorough cleaning for sensitive gums and teeth.

Massage mode

Gentle gum stimulation.

Brushing routines

Go Care routine

1-minute brushing cycle in the Clean mode, for a quick clean. You hear the Quadpacer signal at 15-second intervals.

Max Care routine

3-minute brushing cycle that combines the Clean and Massage modes in one routine for a thorough mouth clean. There are 30 seconds of Clean mode and 15 seconds of Massage mode for each of the 4 sections of your mouth. You will hear the Quadpacer signal at 45 second intervals.

Note: When Sonicare is used in clinical studies, the default 2-minute Clean mode must be selected. The handle should be fully charged. Deactivate the Easy-start feature and for areas where excess staining occurs, an additional 30 seconds of brushing time can be spent to assist with stain removal.

Features

Easy-start

- This Sonicare model comes with the Easy-start feature activated.
- The Easy-start feature gently increases power over the first 14 brushings to ease into the Sonicare experience.

Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to properly move through the Easy-start ramp-up cycle.

Deactivating or activating the Easy-start feature

- 1 Attach your brush head to the handle.
- 2 Place the handle in the plugged-in charger.
- To deactivate Easy-start:

Press and hold the power button for 5 seconds. You hear 1 beep to indicate that the Easy-start feature has been deactivated.

- To activate Easy-start:

Press and hold the power button for 5 seconds. You hear 2 beeps to indicate that the Easy-start feature has been activated.

Note: Using the Easy-start feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces Sonicare's effectiveness in removing plaque.

Smartimer

The Smartimer indicates that your brushing cycle is complete by automatically turning off the toothbrush at the end of the brushing cycle.

Dental professionals recommend brushing no less than 2 minutes twice a day.

Quadpacer




- The Quadpacer is an interval timer that has a short beep and pause to remind you to brush the 4 sections of your mouth. Depending on the brushing mode or brushing routine you have selected, the Quadpacer beeps at different intervals during the brushing cycle. See the "Brushing instructions" and "Personalizing your brushing experience" sections.

The Quadpacer feature on this model has been activated. To deactivate or reactivate the Quadpacer feature:

- Place the handle with a brush head attached in the plugged-in charger.
- 2 To deactivate Quadpacer: Press and hold the Personalized brushing button for 5 seconds. You hear 1 beep to indicate the Quadpacer has been deactivated.
- To reactivate Quadpacer: Press and hold the Personalized brushing button for 5 seconds until you hear 2 beeps. This indicates that the Quadpacer feature is active again.


Note:The Quadpacer feature cannot be deactivated on the pre-programmed Go Care and Max Care brushing routines.

Cord wrap on deluxe charger (select models)



If your model includes the deluxe charger cover and base, the travel charger is pre-installed inside the cover. If you want to shorten the power cord, you can store excess cord in the cord wrap feature built into the charger base.


- 1 To separate the charger cover from the charger base, press the two gray snap bars on the charger base and pull the white charger cover upwards.
- 2 Wrap excess power cord around the gray charger base as shown in the picture. Be sure to wrap the cord on the inside of the two snap levers.



- 3 When you have stored the excess cord, guide the power cord through the small groove in the rear of the gray charger base.
- 4 Reattach the charger cover by pressing it down over the charger base until it snaps into place.


Tip: For extra convenience during travel, you can remove the travel charger and use it without the charger cover and charger base.

Cord wrap on sanitizer with integrated charger (select models)



- If your model includes the sanitizer, you can store excess cord using the cord wrap feature built into the bottom of the sanitizer.

Sanitizing (select models)



- With the UV sanitizer you can clean your brush head after every use.

Discontinue use of the sanitizer if the UV light bulb remains on when the door is open or if the Philips logo is broken or missing from the sanitizer. UV light can be harmful to the human eye and skin. This device should be kept out of reach of children at all times.

Unplug the sanitizer and call Customer Service if the sanitizer gives off smoke or a burning smell while it is operating.



1 After brushing, rinse the brush head and shake off excess water.

Do not place the travel cap on the brush head during sanitization.

2 To open the sanitizer door, press the door release button.



3 Place the brush head on one of the 2 pegs in the sanitizer.

- Make sure the bristles of the brush head directly face the light bulb.

Note: Only clean Sonicare ProResults brush heads in the sanitizer.

- 4 Make sure the sanitizer is plugged into a live outlet of appropriate voltage.
- 5 Close the door and press the green power on/off button once to select the UV clean cycle.

Note: You can only turn on the sanitizer if the door is properly closed.

Note: The sanitizer stops if you open the door during the sanitizing cycle.

Note: The sanitizer cycle runs for 10 minutes and then automatically shuts off.


- The sanitizer is in operation when the blue light glows through the Philips logo and the UV clean LED flashes slowly.
- When the sanitizing cycle is complete, the UV clean LED light turns solid green and the sanitizer automatically shuts off.



Cleaning

Do not clean the brush head, travel charger, charger cover and the UV sanitizer in the dishwasher.

Toothbrush handle




1 Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water.

Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.

2 Use a damp cloth to wipe the entire surface of the handle.

Brush head



- Rinse the brush head and bristles after each use.
- 2 Remove the brush head from the handle and rinse the brush head connection at least once a week with warm water.

Charger

- 1 Unplug the charger.
- 2 Use a damp cloth to wipe the surface of the charger.


Sanitizer (select models)



Do not clean the sanitizer when the UV light bulb is hot.

For optimal effectiveness, it is recommended to clean your sanitizer weekly.

- 1 Unplug the sanitizer.
- 2 Slightly lift the drip tray and pull it out. Rinse the drip tray and wipe it clean with a damp cloth.
- 3 Clean all reflector surfaces with a damp cloth.



4 Remove the protective screen in front of the UV light bulb.

To remove the screen, gently lift it up (1) and pull it out (2).

5 Remove the UV light bulb.

To remove the light bulb, grasp it and pull it out of the metal clasp.

- 6 Clean the protective screen and the UV light bulb with a damp cloth.
- 7 Reinsert the UV light bulb.

To reinsert the light bulb, align the bottom of the light bulb with the metal clasp and push the bulb into the clasp.

8 Reinsert the protective screen.

To reinsert the screen, align the pegs on the screen with the slots on the reflective surface near the UV light bulb. Then insert the pegs into the slots and slide down the screen to secure it in the sanitizer.

Storage

- If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight. You can use the cord wrap to store the power cord in an organized manner.
- You can store brush heads on the pegs at the back of the charger.

Replacement

Brush head

- Replace Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal results
- Use only Sonicare ProResults replacement brush heads.

UV light bulb

Replacement UV bulbs are available through your Sonicare Customer Service Center in North America by calling 1-800-682-7664. Outside North America, contact your local Philips Customer Care Center.

Disposal



- The rechargeable battery inside your Sonicare cannot be replaced, but is easy to remove for recycling. At the end of product life and prior to disposal, please remove the rechargeable battery from the handle by following the instructions below.
- Do not throw away the appliance or the UV light bulb (bulb contains mercury) with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- If you have any recycling questions, contact your local waste management office.


Removing the rechargeable battery

Please note that this process is not reversible.

To remove the rechargeable battery, you need a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic safety precautions when you follow the







- procedure outlined below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.
- 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, turn on the Sonicare and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer switch on the Sonicare.
- 2 Insert a screwdriver into the slot located at the bottom of the handle and turn counterclockwise to release the bottom cap.
- 3 Hold the handle upside down and push down on the shaft to release the internal components of the handle.

Insert the screwdriver under the circuit board, next to the battery connections, and twist to break the connections. Remove the circuit board and pry the battery from the plastic carrier.

The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.

Guarantee and service

If you have any questions after reading this manual, feel free to contact our Customer Service Center or visit our website.

Customer Service Center 1-800-682-7664 (North America), outside North America contact your local Philips Customer Care Center. Internet information: www.sonicare.com (North America) or www.philips. com (outside North America)

See separate Philips worldwide guarantee leaflet for standard guarantee.

WARRANTY EXCLUSIONS

What is not covered under warranty:

- Brush heads
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair:
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.
- UV light bulb

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THE

14 ENGLISH

EXPRESS WARRANTIES SET FORTH IN THE PHILIPS WORLDWIDE GUARANTEE LEAFLET, SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF REMEDIES

IN NO EVENT SHALL PHILIPS OR ANY OF ITS AFFILIATED OR SUBSIDIARY COMPANIES BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY. SUCH DAMAGES INCLUDE, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF SAVINGS OR REVENUE; LOSS OF PROFIT; LOSS OF USE; THE CLAIMS OF THIRD PARTIES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DENTISTS AND DENTAL HYGIENISTS; AND COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT OR SERVICES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

Frequently asked questions

This chapter lists the questions most frequently asked about the appliance. If you cannot find the answer to your question, contact the Customer Care Center in your country.

Question	Answer
Why doesn't the Sonicare toothbrush work?	You may need to recharge the Sonicare. Charge the Sonicare for at least 24 hours.
	Make sure that your Sonicare charger is plugged into a live electrical outlet and not into an outlet controlled by a light switch.
	You may need to reattach or replace the brush head.
Why do I feel a tickling sensation when I use Sonicare?	You may experience a slight tickling/tingling sensation when you use Sonicare for the first time. As you become accustomed to brushing with Sonicare, this sensation diminishes.
The brush head chatters against my teeth. What can I do about this?	To avoid this, keep the brush head properly oriented, with the bristles placed on the gumline at a slight angle.
Why does the toothbrush seem less powerful?	You may need to charge the Sonicare.
	The Easy-start feature may be on. Deactivate the Easy-start feature (See chapter 'Features').
	You may need to replace your brush head.
Why doesn't the personalised brushing button work during brushing?	You may have selected a brushing routine. If this is the case, the Personalized brushing button is not active (See chapter 'Using your Sonicare').
Why doesn't the UV sanitizer light go on?	You may need to plug the sanitizer into a live outlet.
	You may need to shut the door of the sanitizer.
	You may need to replace the UV light bulb (see chapter 'Replacement').
Why does the toothbrush seem to lose power during brushing?	You may be in the Max Care brushing routine. If this is the case, the routine alternates between the Clean and Massage modes throughout the 3-minute brushing cycle. The Clean and Massage modes have a different sound and brush movement.
Do I need a special charger if I travel with my Sonicare?	Travel tip: the Sonicare charger and the UV sanitizer can be used with common worldwide voltages between 100-240V AC, at either 50 or 60Hz. A simple plug adapter is all that is required.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

LISEZ CE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

DANGERS

Pour diminuer le risque d'électrocution :

- Ne placez ni ne rangez le produit à un endroit où il peut tomber dans une baignoire ou un évier.
- Ne touchez pas le produit s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement
- 3 Ne placez ni n'échappez le produit dans de l'eau ou tout autre liquide.
- 4 N'utilisez pas l'appareil pendant que vous prenez un bain.

AVERTISSEMENTS

Pour éviter tout risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou d'accident :

- NE branchez PAS l'appareil sur une prise de courant dont la tension est autre que celle précisée sur la partie inférieure du chargeur ou de l'assainisseur. Ce produit est conçu pour fonctionner avec les tensions se situant entre 100 et 240 V. Les convertisseurs de tension NE garantissent PAS la compatibilité de tension. Ne branchez jamais de force la fiche sur une prise de courant, Si la fiche ne s'insère pas facilement dans la prise, cessez d'utiliser l'appareil.
- 2 Ne branchez jamais de force la fiche sur une prise de courant. Si la fiche ne s'insère pas facilement dans la prise, cessez d'utiliser l'appareil.
- Cessez d'utiliser cet appareil s'il vous semble endommagé de quelque façon que ce soit (tête de brossage, manche, chargeur). Ce produit ne contient pas de pièces utilisables. Consultez le chapitre «Garantie et service» si votre appareil Sonicare ne fonctionne plus correctement ou doit être réparé.
- N'utilisez jamais le chargeur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffantes.
- N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur.
- N'utilisez pas le chargeur s'il est tombé dans l'eau.
- Évitez d'utiliser une tête de brossage dont les soies sont écrasées ou courbées. Des soies endommagées peuvent se détacher au cours du brossage. Remplacez votre tête de brossage aux trois mois ou avant en cas d'apparition d'usure. Un brossage inadéquat peut endommager les soies de la brosse. (Voir le chapitre «Nettoyage».)
- Ce produit n'est conçu que pour le nettoyage des dents, des gencives et de la langue. Ne vous en servez que pour son utilisation prévue, tel que décrit dans cette brochure. Cessez d'utiliser ce produit et communiquez avec un médecin ou un dentiste si vous ressentez de la douleur ou un certain inconfort.
- 10 Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur

- sécurité ou aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.
- 11 Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amusent pas avec l'appareil.
- 12 Sonicare est un appareil prévu pour des soins personnels et ne doit pas être utilisé par plusieurs patients dans les cabinets ou établissements dentaires.
- 13 N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux qui sont recommandés par le manufacturier.
- 14 Si votre dentifrice contient du peroxyde d'hydrogène, du bicarbonate de soude ou tout autre bicarbonate (commun dans les dentifrices à action blanchissante), il est important que vous nettoyiez soigneusement la tête de brossage et le manche avec de l'eau et du savon après chaque utilisation afin d'éviter que le plastique ne se fissure.
- 15 Pour éviter d'endommager le produit, ne lavez pas la tête de brossage, le manche, le chargeur ou l'étui de chargeur au lave-vaisselle.
- 16 Cessez l'utilisation de l'assainisseur si l'ampoule UV reste allumée quand le compartiment est ouvert. La lumière ultraviolette peut être dangereuse pour les yeux et la peau. Gardez l'assainisseur hors de la portée des enfants en tout temps.
- 17 L'ampoule UV est chaude pendant et immédiatement après le cycle d'assainissement. N'y touchez pas guand elle est chaude.
- 18 Ne faites jamais fonctionner l'assainisseur UV sans l'écran protecteur pour éviter tout contact avec l'ampoule chaude.
- 19 Ne faites jamais fonctionner l'assainisseur UV près de produits en aérosol (vaporisateur) ou dans un endroit où l'on administre de l'oxygène.

AVERTISSEMENTS MÉDICAUX

- Consultez votre dentiste avant d'utiliser ce produit si vous avez subi une chirurgie de la bouche ou des gencives au cours des deux mois précédents.
- 2 Consultez votre dentiste si vos gencives saignent anormalement après vous être brossé les dents avec cet appareil ou si le saignement persiste après une semaine d'utilisation.
- Adressez-vous à votre médecin ou au manufacturier de dispositifs d'implant pour savoir s'il convient d'utiliser ce produit avec un stimulateur cardiaque ou toute autre prothèse.
- 4 La brosse à dents Sonicare a été testée et est conforme aux normes établies concernant le matériel électromagnétique.
- 5 Consultez votre médecin avant d'utiliser la brosse à dents Sonicare si vous avez des problèmes d'ordre médical.

CONSERVEZ CES **INSTRUCTIONS**

Votre brosse à dents Sonicare (fig. 1)

- A Capuchon de voyage hygiénique
- **B** Tête de brossage
- C Anneaux de couleur interchangeables
- Manche facile à tenir
- Bouton marche/arrêt
- **6** Bouton de brossage personnalisé
- **6** Modes de brossage
- Routines de brossage
- Jauge de recharge de luxe
- Chargeur de luxe
- Étui de chargeur avec support pour tête de brossage (modèles sélectionnés)
- Chargeur de voyage
- Support de chargeur avec espace de rangement pour cordon d'alimentation (modèles sélectionnés)
- Assainisseur UV avec chargeur intégré et espace de rangement pour cordon d'alimentation (modèles sélectionnés)
- Non illustrée : ampoule UV
- Non illustré : plateau d'égouttage pour assainisseur
- Non illustré : écran protecteur pour ampoule UV

Pour commencer

Remplacement des anneaux de couleur





Les têtes de brossage Sonicare sont dotées d'anneaux de couleur interchangeables servant à l'identification de la tête de brossage. Pour remplacer les anneaux de couleur :

11 Tirez sur l'anneau de couleur qui est sur la partie inférieure de la tête de brossage.



2 Installez un nouvel anneau en glissant l'une des extrémités par-dessus la partie inférieure de la tête de brossage. Appuyez ensuite sur l'autre côté pour fixer l'anneau en place.






- 1 Alignez la tête de brossage de manière à ce que les soies se retrouvent à l'avant du manche.
- 2 Pressez fermement la tête de brossage sur la tige de métal jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

Remarque : Il y a un léger écart entre l'anneau de couleur et le manche.

Pour charger votre Sonicare



- 1 Branchez le chargeur sur une prise sous tension.
- 2 Placez le manche dans le chargeur.
- Le témoin clignotant de la jauge de recharge indique que la brosse à dents est en cours de charge.

Jauge de recharge de luxe

Indique le niveau de charge qui reste dans la pile

- 3 témoins DEL verts : de 75 à 100 %
- 2 témoins DFL verts : de 50 à 74 %
- 1 témoin DEL vert : de 25 à 49 %
- 1 témoin DEL clignotant jaune : moins de 25 %

Remarque : Si la pile de la brosse à dents Sonicare est faible, vous entendrez 3 bips et un témoin DEL jaune clignotera pendant 30 secondes sur la jauge de recharge après le cycle de brossage de 2 minutes.


Remarque: Pour conserver la pile complètement chargée en tout temps, nous vous conseillons de garder votre appareil Sonicare dans le chargeur quand vous ne l'utilisez pas. Cela prend au moins 24 heures pour charger la pile complètement.

Utilisation de la brosse à dents Sonicare

Directives de brossage



- 1 Mouillez les soies de la brosse à dents et appliquez une petite quantité de dentifrice.
- 2 Placez les soies de la brosse à dents légèrement en angle contre les dents, près des gencives.
- 3 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil Sonicare en marche.
- 4 Appliquez une légère pression pour maximiser l'efficacité de la brosse à dents Sonicare et laissez-la faire le brossage pour vous.
- 5 Faites un doux mouvement d'avant en arrière sur les dents avec la tête de brossage de façon que les soies plus longues atteignent les endroits entre les dents. Continuez ce mouvement pendant la durée de votre cycle de brossage.



Remarque: Pour vous assurer que vous brossez uniformément toutes les dents, divisez votre bouche en quatre sections en vous servant de la fonction Quadpacer. (Consultez le chapitre «Caractéristiques».)

- 6 Commencez par la section 1 (haut à l'extérieur) et brossez pendant 30 secondes avant de passer à la section 2 (haut à l'intérieur). Brossez ensuite les dents de la section 3 (bas à l'extérieur) pendant 30 secondes avant de passer à la section 4 (bas à l'intérieur).
- 7 À la fin du cycle de brossage, vous pouvez brosser la surface des molaires et les endroits qui sont portés à devenir tachés. Vous pouvez aussi brosser votre langue, la brosse à dents en marche ou non, au choix.

Vous pouvez utiliser votre brosse à dents Sonicare sur :

- Des appareils orthodontiques (les têtes de brossage s'useront plus rapidement)
- Des restaurations dentaires (obturations, couronnes, facettes)
- Poches parodontales

Personnalisez votre expérience de brossage

Quand vous mettez en marche la brosse à dents Sonicare, elle est réglée par défaut au mode nettoyage. Pour personnaliser votre brossage :

- 1 Avant de mettre en marche votre brosse à dents Sonicare, appuyez sur le bouton de brossage personnalisé pour alterner entre modes et routines.
- Le voyant DEL vert indique le mode ou la routine sélectionné.

Remarque : Quand la brosse à dents est en marche, vous pouvez alterner entre les modes mais pas entre les routines. Celles-ci devraient être sélectionnées avant le brossage.

Modes de brossage

Mode nettoyage

Mode standard pour un nettoyage des dents supérieur.

Mode zones sensibles

Nettoyage doux et en profondeur des gencives et des dents sensibles.

Mode massage

Stimulation des gencives toute en douceur.

Routines de brossage

Routine rapide

Cycle de brossage de 1 minute en mode nettoyage, pour un nettoyage rapide. Vous entendrez le signal Quadpacer aux 15 secondes.

Routine maximale

Cycle de brossage de 3 minutes combinant les modes nettoyage et massage en une seule routine pour un nettoyage de la bouche en profondeur. Mode nettoyage de 30 secondes et mode massage de 15 secondes pour chacune des 4 sections de la bouche. Vous entendrez le signal Quadpacer aux 45 secondes.

Remarque: Lors de l'utilisation de la brosse à dents Sonicare dans le cadre de recherches cliniques, le mode nettoyage de 2 minutes doit être sélectionné. Le manche doit être complètement chargé. Désactivez la fonction Easy-start et pour les zones très tachées, un brossage additionnel de 30 secondes peut être fait pour aider au nettoyage des taches.

Fonctions spéciales

Easy-start

- La fonction Easy-start est activée sur ce modèle Sonicare.
- La fonction Easy-start augmente progressivement la puissance de brossage pendant les 14 premiers brossages afin de faciliter l'expérience Sonicare.

Remarque: Chacun des 14 premiers cycles de brossage doit durer au moins 1 minute pour que la fonction Easy-start se déroule correctement.

Désactivation ou activation de la fonction Easy-start

- 1 Fixez la tête de brossage sur le manche.
- 2 Placez le manche sur le chargeur branché.
- Pour désactiver la fonction Easy-start :

Appuyez sur le bouton marche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Vous entendrez un bip qui vous indiquera que la fonction Easy-start est désactivée.

- Pour réactiver la fonction Easy-start :

Appuyez sur le bouton marche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Vous entendrez 2 bips qui vous indiqueront que la fonction Easy-start est réactivée.

Remarque : L'utilisation prolongée de la fonction Easy-start n'est pas recommandée et diminue l'efficacité de Sonicare pour éliminer la plaque dentaire.

Smartimer

La fonction Smartimer® arrête automatiquement la brosse à dents à la fin du cycle de brossage pour indiquer que le cycle de brossage est terminé. Les dentistes recommandent un brossage d'au moins 2 minutes deux fois par jour.

Quadpacer



- La fonction Quadpacer® est une minuterie qui émet un court bip suivi d'une pause pour vous rappeler de brosser les 4 sections de votre bouche. Selon le mode ou la routine de brossage que vous avez sélectionné, le bip du Quadpacer retentit à différents intervalles pendant le cycle de brossage. Consultez les sections «Directives de brossage» et «Personnalisez votre expérience de brossage».


La fonction Quadpacer a été activée sur ce modèle. Pour la désactiver ou la réactiver :

1 Fixez une tête de brossage sur le manche et placez ce dernier dans le chargeur branché.

- 2 Pour désactiver la fonction Quadpacer : Appuyez sur le bouton de brossage personnalisé et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Vous entendrez un bip pour indiquer que la fonction Quadpacer a été désactivée.
- Pour réactiver la fonction Quadpacer :Appuyez sur le bouton de brossage personnalisé et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez 2 bips. Ceci vous indiquera que la fonction Quadpacer a été réactivée.

Remarque : La fonction Quadpacer ne peut être désactivée lors des routines de brossage rapide et maximale préprogrammée.

Espace de rangement pour cordon d'alimentation sur les chargeurs de luxe (certains modèles seulement)




- 1 Pour séparer l'étui du support, appuyez sur les deux barres-pression grises sur le support de chargeur et tirez l'étui blanc vers le haut.
- 2 Enroulez l'excédent du cordon d'alimentation autour du support de chargeur gris, tel qu'illustré. Assurez-vous d'enrouler le cordon à l'intérieur des deux leviers-pression.

3 Une fois la portion de cordon en excédent rangée, faites passer le cordon d'alimentation par la petite ouverture à l'arrière du support

de chargeur gris.

4 Refermez l'étui de chargeur en l'appuyant sur le support de chargeur jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

Conseil : Pour plus de commodité pendant les voyages, vous pouvez retirer le chargeur de voyage et l'utiliser sans l'étui et le support de chargeur.







Espace de rangement pour cordon d'alimentation sur les assainisseurs avec chargeur intégré (modèles sélectionnés)




- Si votre modèle comprend un assainisseur, vous pouvez ranger la portion de cordon en excédent dans l'espace prévu à cet effet dans la partie inférieure de l'assainisseur.

Assainisseur (modèles sélectionnés)



- L'assainisseur UV vous permet de nettoyer votre tête de brossage après chaque utilisation.

Cessez l'utilisation de l'assainisseur si l'ampoule UV reste allumée quand le compartiment est ouvert ou si le logo Philips est brisé ou manquant sur l'assainisseur. La lumière ultraviolette peut être dangereuse pour les yeux et la peau. Gardez cet appareil hors de la portée des enfants en tout temps.






1 Après le brossage, rincez la tête de brossage et égouttez-la bien pour éliminer l'excès d'eau.

Ne mettez pas le capuchon de voyage sur la tête de brosse pendant l'assainissement.

- 2 Pour ouvrir le compartiment de l'assainisseur, appuyez sur le bouton de déverrouillage du compartiment.
- Mettez la tête de brossage sur l'une des 2 chevilles à l'intérieur de l'assainisseur.
- Assurez-vous que les soies de la tête de brossage font directement face à l'ampoule.



- 4 Veillez à ce que l'assainisseur soit branché sur une prise sous tension d'un voltage approprié.
- 5 Fermez le compartiment et appuyez sur le bouton marche/arrêt vert une fois pour sélectionner le cycle de nettoyage UV.

Remarque :Vous ne pouvez mettre en marche l'assainisseur que si le compartiment est correctement fermé.

Remarque : L'assainisseur s'arrête si vous ouvrez le compartiment pendant un cycle d'assainissement.

Remarque : Le cycle d'assainissement dure 10 minutes puis s'arrête automatiquement.




- L'assainisseur est en marche quand le témoin bleu s'allume derrière le logo Philips et que le témoin DEL UV de nettoyage clignote doucement.
- Quand le cycle d'assainissement est terminé, le témoin DEL UV devient vert et l'assainisseur s'éteint automatiquement.

Nettoyage

Ne lavez jamais la tête de brossage, le chargeur de voyage, l'étui de chargeur ou l'assainisseur UV au lave-vaisselle.

Manche de la brosse à dents



1 Retirez la tête de brossage et rincez la zone de la tige en métal avec de l'eau tiède.

Ne poussez pas sur le joint d'étanchéité en caoutchouc de la tige en métal avec un objet pointu, car vous pourriez l'endommager.

2 Utilisez un chiffon humide pour essuyer la surface du manche.



Tête de brossage

- 1 Rincez la tête de brossage et les soies après chaque utilisation.
- 2 Retirez la tête de brossage du manche et rincez le raccord de la tête de brossage au moins une fois par semaine avec de l'eau tiède.

Chargeur

- 1 Débranchez le chargeur.
- 2 Utilisez un chiffon humide pour essuyer la surface du chargeur.


Assainisseur (modèles sélectionnés)



Ne nettoyez pas l'assainisseur quand l'ampoule UV est chaude.

Pour une efficacité optimale, il est recommandé de nettoyer l'assainisseur une fois par semaine.

- 1 Débranchez l'assainisseur.
- 2 Soulevez légèrement le plateau d'égouttage et tirez-le. Rincez le plateau d'égouttage et essuyez-le avec un chiffon humide.
- 3 Nettoyez toutes les surfaces du réflecteur avec un chiffon humide.



4 Retirez l'écran protecteur devant l'ampoule UV.

Pour retirer l'écran, soulevez-le doucement (1) et tirez-le (2).

5 Retirez l'ampoule UV.

Pour retirer l'ampoule UV, saisissez-la et tirez-la hors de l'attache métallique.

- 6 Nettoyez l'écran protecteur et l'ampoule UV avec un chiffon humide.
- 7 Remettre l'ampoule UV en place.

Pour remettre l'ampoule UV en place, alignez la partie inférieure de l'ampoule avec l'attache métallique et poussez l'ampoule à l'intérieur de l'attache.

8 Remettre l'écran protecteur en place.

Pour remettre l'écran protecteur en place, alignez les chevilles de l'écran avec les fentes sur la surface réfléchissante près de l'ampoule UV. Insérez ensuite les chevilles dans les fentes et glissez l'écran pour le fixer solidement sur l'assainisseur.

Rangement

- Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pour une période de temps prolongée, il devrait être débranché, nettoyé et rangé dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil. Servez-vous de l'espace de rangement prévu à cet effet pour ranger le cordon d'alimentation.
- Vous pouvez ranger les têtes de brossage sur les chevilles à l'arrière du chargeur.

Remplacement

Tête de brossage

- Pour obtenir des résultats optimaux, remplacez les têtes de brossage Sonicare au moins aux 3 mois.
- Utilisez uniquement les têtes de brossage Sonicare ProResults.

Ampoule UV

 Des ampoules UV de rechange sont disponibles par l'entremise du Service Consommateurs Sonicare en Amérique du Nord en appelant au 1 800 682-7664. Si vous appelez de l'extérieur de l'Amérique du Nord, communiquez avec le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Mise au rebut




- La pile rechargeable de votre Sonicare ne peut pas être remplacée, mais peut être facilement retirée pour être recyclée. À la fin de la durée utile du produit et avant de le jeter, veuillez retirer la pile du manche en suivant les instructions ci-dessous.
- Si vous n'avez plus besoin de l'appareil et désirez le mettre au rebut, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte de recyclage. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.
- Si vous avez des questions concernant le recyclage, adressez-les à votre bureau local de gestion des déchets.

Pour retirer les piles rechargeables

Veuillez noter que ce processus n'est pas réversible.

- Pour retirer les piles rechargeables, vous aurez besoin d'un tournevis (standard) à tête plate. Il est essentiel d'observer les mesures de sécurité fondamentales quand vous effectuez le procédé décrit cidessous. Assurez-vous de protéger vos yeux, mains et doigts ainsi que la surface sur laquelle vous travaillez.
- 1 Pour vider complètement la pile, retirez le manche du chargeur, mettez l'appareil en marche et laissez-le fonctionner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ne puissiez plus allumer l'appareil.
- 2 Insérez le tournevis dans la fente située sur la partie inférieure du manche et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour libérer le bouchon inférieur.




Insérez le tournevis sous la carte de circuit, à côté des connexions de la pile, et effectuez une torsion pour briser les connexions. Retirez la carte de circuit et dégagez la pile de son support en plastique.

La pile rechargeable peut maintenant être recyclée et le reste du produit peut être jeté au rebut.







Garantie et service

Si vous avez des questions après avoir lu ce mode d'emploi, n'hésitez pas à communiquer avec le Service Consommateurs ou à visiter notre site Web. 1 800 682-7664 (Amérique du Nord). Si vous appelez de l'extérieur de l'Amérique du Nord, communiquez avec le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Site Web : www.sonicare.com (Amérique du Nord) ou www.philips.com (à l'extérieur de l'Amérique du Nord)

Consultez séparément le dépliant sur la garantie internationale Philips pour la garantie standard.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Ne sont pas couvertes par la garantie :

- Têtes de brossage
- Dommages causés par une mauvaise utilisation, de l'abus, de la négligence ou encore des modifications ou réparations non autorisées.
- Les modifications qui sont dues à l'usage normal comme l'écaillement, les rayures, les abrasions et les décolorations.
- Ampoule UV

GARANTIES IMPLICITES

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DES GARANTIES EXPRESSES ÉNONCÉES DANS LE DÉPLIANT SUR LA GARANTIE INTERNATIONALE PHILIPS. CERTAINS ÉTATS NE RECONNAISSENT PAS LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, ET LES RESTRICTIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT DONC PAS FORCÉMENT À VOTRE CAS.

RESTRICTION DES RECOURS

NI LA SOCIÉTÉ PHILIPS ORAL HEALTHCARE, INC. NI AUCUNE DE SES SOCIÉTÉS ASSOCIÉES OU FILIALES NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS À LA SUITE D'UNE RUPTURE DE LA GARANTIE. D'UNE RUPTURE DE CONTRAT. D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE FAUTE DÉLICTUELLE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE. DE TELS DOMMAGES COMPRENNENT, SANS S'Y LIMITER. UNE PERTE D'ÉCONOMIES OU DE REVENUS: UNE PERTE DE PROFITS; UNE PERTE DE JOUISSANCE; LES REVENDICATIONS DETIERS, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES DENTISTES ET HYGIÉNISTES DENTAIRES; AINSI QUE LE COÛT D'ÉQUIPEMENTS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, COMME CERTAINS ÉTATS NE RECONNAISSENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS. LES RESTRICTIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS

Foire aux questions

Cette section énumère les questions les plus fréquentes au sujet de cet appareil. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ici, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Question	Réponse
Pourquoi la brosse à dents Sonicare ne fonctionne-t-elle pas ?	Votre brosse à dents Sonicare a peut-être besoin d'être rechargée. Dans ce cas, rechargez-la pendant au moins 24 heures.
	Assurez-vous que votre chargeur Sonicare est branché sur une prise sous tension qui n'est pas contrôlée par un interrupteur.

28 FRANÇAIS (CANADA)

Question	Réponse
	Vous devez peut-être fixer à nouveau ou remplacer la tête de brossage.
J'ai une sensation de chatouillement quand j'utilise la brosse à dents Sonicare. Pourquoi ?	Il est fort possible que vous ressentiez un léger chatouillement quand vous utilisez la brosse à dents Sonicare pour la première fois. Cette sensation diminuera au fur et à mesure que vous vous habituerez à la brosse à dents Sonicare.
La tête de brossage «cliquette» sur mes dents. Comment puis-je régler ce problème ?	Pour éviter ceci, dirigez correctement la tête de brossage, soit en plaçant les soies légèrement en angle, près des gencives.
La puissance du brossage semble diminuer. Pourquoi ?	Il faut peut-être recharger la brosse à dents Sonicare.
	La fonction Easy-start a peut-être été activée. Désactivez-la. (Consultez le chapitre «Caractéristiques».)
	Vous devez probablement remplacer la tête de brossage.
Pourquoi le bouton de brossage personnalisé n'est-il pas en fonction pendant le brossage ?	Vous avez peut-être sélectionné une routine de brossage. Si c'est le cas, le bouton de brossage personnalisé n'est pas activé. (Consultez le chapitre «Utilisation de la brosse à dents Sonicare».)
Pourquoi l'ampoule UV de l'assainisseur ne s'allume-t-elle pas ?	Vous avez peut-être oublié de brancher l'assainisseur sur une prise sous tension.
	Vous devez peut-être fermer le compartiment de l'assainisseur.
	Vous devez peut-être remplacer l'ampoule UV. (Consultez le chapitre «Remplacement».)
Pourquoi la brosse à dents semble-t-elle perdre de la puissance lors du brossage?	Vous êtes peut-être en routine de brossage maximale. Si cela est le cas, la routine alterne entre les modes nettoyage et massage au cours du cycle de brossage de 3 minutes. Les modes nettoyage et massage ont un son et un mouvement de brossage différents.
Ai-je besoin d'un chargeur spécial si je voyage avec ma brosse à dents Sonicare ?	Conseil voyage : le chargeur Sonicare et l'assainisseur UV peuvent être utilisés avec les tensions communes dans le monde entier se situant entre 100 et 240 V CA, à 50 ou 60 Hz. Un simple adaptateur de fiche est nécessaire.



www.philips.com/support

For support call 1-800-682-7664

© 2007 Philips Oral Healthcare, Inc. All rights reserved. PHILIPS and the Philips shield are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. Quadpacer and Sonicare are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or Koninklijke Philips Electronics N.V.

Printed in the U.S.A.



Printed on 100% recycled paper

Protected by U.S. and international patents. Other patents pending.