

Always here to help you


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips



Philips Sonicare AirFloss

PHILIPS



ENGLISH 4

DANSK 14

SUOMI 24

NORSK 34

SVENSKA 44

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Use the AirFloss as part of your oral care routine. In addition to brushing, it helps reduce plaque.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger. Always have the charger replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- If the appliance is damaged in any way (AirFloss nozzle, handle and/or charger), stop using it.
- This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of

experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

- Children shall not play with the appliance.

Caution

- If you have had recent oral or gum surgery, suffer from an ongoing dental condition or had extensive dental work in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this appliance or if bleeding continues to occur after 1 week of use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This Philips appliance complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the appliance manufacturer of the implanted appliance prior to use.
- Do not use attachments other than the ones recommended by the manufacturer.
- Do not exert excessive pressure on the guidance tip of the nozzle.
- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.
- Only use the AirFloss for its intended purpose as described in this user manual.
- To avoid physical injury, do not direct the spray under the tongue or into the ear, nose, eye or other sensitive area.

- Do not clean the AirFloss nozzle, the handle, the charger, the water reservoir and its cover in the dishwasher or a microwave.
- To avoid an ingestion hazard, do not put isopropyl alcohol or other cleaning fluids in the reservoir.
- The AirFloss is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.


General description (Fig. 1)

- 1 Guidance tip
- 2 AirFloss nozzle
- 3 Activation button
- 4 Reservoir and cover
- 5 Handle
- 6 Charge indicator
- 7 Power on/off button
- 8 Removable nozzle holder (specific types only)
- 9 Charger


Note: The contents of the box may vary based on the model purchased.

Charging


Charge the AirFloss for 24 hours before first use.



- 1 Put the plug of the charger in the wall socket.



- 2 Place the handle on the charger.




- The charge indicator flashes green to indicate that the appliance is charging.

Note: When it is fully charged, the AirFloss has an operating time of up to 2 weeks (or 14 uses).


Note: When the charge indicator flashes yellow, the battery is low and needs to be recharged (fewer than 3 uses left).

Preparing for use




- 1 Align the nozzle so the tip faces the front of the handle and press the nozzle down onto the handle ('click').

Note: Replace the nozzle every 6 months for optimal results. Also replace the nozzle if it becomes loose or no longer clicks onto the handle.




- 2** Open the cover of the reservoir ('click').



- 3** Fill the reservoir with mouthwash or water.


Note: To operate effectively, the AirFloss has to contain either mouthwash or water.

Tip: For a fresher experience, use mouthwash instead of water.




Note: Do not use mouthwash that contains isopropyl myristate, as it may damage the appliance.

- 4** Close the cover of the reservoir ('click').




- 5** Press the on/off button.

► The green charge indicator lights up.




- 6** Press and hold the activation button until spray comes out of the tip of the nozzle.

Using the appliance



- 1 Make sure the AirFloss is switched on.



- 2 Place the tip between the teeth and apply gentle pressure. Slightly close your lips over the nozzle when it is in place, to avoid splashing.

Tip: Use your finger to press the activation button.

Note: The AirFloss is intended to be used on the front/outside surface of the teeth only.



- 3 Press the activation button to deliver a single burst of air and micro-droplets of mouthwash or water between the teeth. Alternatively, hold the activation button to deliver continuous bursts of mouthwash or water approximately every 1 second.



- 4 Slide the guidance tip along the gum line until you feel it settle between the next two teeth.
- 5 Continue this procedure for all spaces including behind your back teeth.
- 6 To switch off the AirFloss, press the on/off button again.

Automatic shut-off function


The automatic shut-off function automatically switches off the AirFloss if it has not been used for 4 minutes.

Cleaning


Do not clean the nozzle, handle or charger in the dishwasher.

Do not use cleaning agents to clean the appliance.

Handle and nozzle




- 1** Remove the nozzle from the handle. Rinse the nozzle after each use.



- 2** Open the reservoir and rinse it under the tap to eliminate residue.


Tip: You can also use a cotton bud to wipe the reservoir.

Note: Do not immerse the handle in water.




- 3** Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.

Charger



- 1** Unplug the charger before you clean it.




- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth.

Storage

If you are not going to use the AirFloss for an extended period of time, follow the steps below.

- 1 Open the cover of the reservoir and empty the reservoir.
- 2 Press the activation button until no more spray comes out of the nozzle.
- 3 Unplug the charger.
- 4 Clean the AirFloss nozzle, handle and charger.
- 5 Store the AirFloss in a cool, dry place away from direct sunlight.



Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Environment




- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.




- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service center. The staff of this center will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable battery




Please note that this process is not reversible.

- 1** To deplete the battery, repeatedly press the activation button until the AirFloss no longer produces any bursts of air.



- 2** Use a screwdriver to pry open the handle.



- 3** Cut the wires and remove the battery from the appliance. Observe basic safety precautions.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/sonicare** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- AirFloss nozzle
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Brug AirFloss som en del af din mundplejerutine. Som supplement til tandbørstning er det med til at reducere plak.

Vigtigt

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.

Fare

- Hold opladeren væk fra vand, og undlad at placere eller opbevare den over eller tæt på vand i badekar, håndvask og lignende. Opladeren må aldrig kommes ned i vand eller anden væske. Efter rengøringen skal du sørge for, at opladeren er helt tør, inden du tilslutter strømmen

Advarsel

- Netledningen kan ikke udskiftes. Hvis netledningen bliver beskadiget, skal du kassere opladeren. Udskift altid opladeren med en original type for at undgå enhver risiko.
- Hvis apparatet på nogen måde beskadiges (AirFloss-mundstykke, håndgreb og/eller oplader), må det ikke anvendes.
- Dette apparat har ingen udskiftelige reservedele. Hvis apparatet beskadiges, skal du kontakte dit lokale Philips Kundecenter (se afsnittet "Sikkerhed og service").
- Opladeren må ikke bruges udendørs eller tæt på varme flader.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er ældre end 8 og er under opsyn. Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Lad ikke børn lege med apparatet.

Forsigtig

- Hvis du er blevet opereret i mund eller tandkød, har en eksisterende tandlidelse eller har fået foretaget omfattende tandbehandling inden for de seneste 2 måneder, skal du spørge din tandlæge til råds, før du bruger dette apparat.
- Kontakt din tandlæge, hvis tandkødet bløder voldsomt efter brug af apparatet, eller hvis der stadig forekommer blødninger efter 1 uges brug.
- Hvis du har helbredsproblemer, skal du spørge din læge til råds, før du begynder at bruge dette apparat.
- Dette Philips-apparat overholder de gældende sikkerhedsregler for elektromagnetisk udstyr. Hvis du har en pacemaker eller et andet implantat, skal du kontakte din læge eller producenten af den implanterede enhed inden brug.
- Brug ikke andre tilbehørsdele end dem, producenten anbefaler.
- Tryk ikke for meget på styrespidsen af mundstykket.
- For at undgå personskade må vandtanken ikke fyldes med varmt vand. Læg ikke fremmedlegemer i vandtanken.

- Brug kun AirFloss til dets tilsigtede formål som beskrevet i denne brugervejledning.
- For at undgå personskade må sprayen ikke rettes under tungen eller ind i øret, næsen, øjet eller andre følsomme områder.
- AirFloss-mundstykket, håndgrebet, opladeren, vandtanken og dækslet må ikke rengøres i opvaskemaskine eller mikroovn.
- For at undgå faren for indtagelse må du ikke lægge isopropylalkohol eller andre rensesvæsker i vandtanken.
- AirFloss er beregnet til personlig hjemmebrug og ikke til brug af et større antal patienter på tandlægeklinikker eller institutioner.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Generel beskrivelse (fig. 1)


- 1 Styrespids
- 2 AirFloss-mundstykke
- 3 Aktiveringsknap
- 4 Vandtank og dæksel
- 5 Håndgreb
- 6 Opladeindikator
- 7 On/off-knap
- 8 Aftagelig holder til mundstykke (kun bestemte typer)
- 9 Oplader

Bemærk: Indholdet af æsken kan variere alt efter den købte model.


Opladning

Oplad AirFloss i 24 timer, før det bruges første gang.


1 Sæt stikket til opladeren i stikkontakten.



2 Sæt håndtaget i opladeren.



► Opladeindikatoren blinker grønt for at indikere, at apparatet oplades.




Bemærk: Når det er fuldt opladet, har AirFloss en brugstid på op til 2 uger (eller 14 børstninger).


Bemærk: Når opladeindikatoren blinker gult, er batteriet næsten brugt op og skal genoplades (færre end 3 børstninger tilbage).

Klargøring


1 Juster mundstykket således, at spidsen vender foran på håndgrebet, og tryk mundstykket ned på håndtaget ("klik").



Bemærk: Udskift mundstykket hver 6. måned for at opnå det bedste resultat. Udskift også mundstykket, hvis det bliver løst eller ikke længere klikker fast på håndgrebet.




- 2** Åbn dækslet til vandtanken ("klik").



- 3** Fyld vandtanken med mundskyllemiddel eller vand.


Bemærk: For at kunne fungere effektivt skal AirFloss indeholde enten mundskyllemiddel eller vand.

Tip: Brug mundskyllemiddel i stedet for vand for at få en mere frisk oplevelse.




Bemærk: Brug ikke mundskyllemiddel, der indeholder isopropylmyristat, da det kan beskadige apparatet.

- 4** Luk dækslet til vandtanken ("klik").




- 5** Tryk på on/off-knappen.
 Den grønne opladeindikator lyser.




- 6** Tryk og hold aktiveringsknappen nede, indtil der kommer spray ud af spidsen af mundstykket.

Sådan bruges apparatet



- 1** Kontroller, at AirFloss er tændt.



- 2** Placer spidsen mellem tænderne og tryk let. Luk dine læber let omkring mundstykket, når det er på plads, for at undgå stænk.

Tip: Brug din finger til at trykke på aktiveringsknappen.

Bemærk: AirFloss er kun beregnet til brug på front-/lydersiden af tænderne.



- 3** Tryk på aktiveringsknappen for at få et enkelt sprøjt af luft og meget små dråber mundskyllemiddel eller vand mellem tænderne. Alternativt kan du holde aktiveringsknappen nede for at få konstante sprøjt af mundskyllemiddel eller vand ca. hvert sekund.

- 4** Lad styrespidsen glide langs tandkødslinjen, indtil du kan mærke, at den falder på plads mellem de næste to tænder.

- 5** Gentag ved alle mellemrum, også ved dine bageste kindtænder.

- 6** AirFloss slukkes ved at trykke på on/off-knappen igen.

Automatisk afbryderfunktion

Auto-sluk-funktionen slukker automatisk for AirFloss, hvis det ikke har været i brug i 4 minutter.




Rengøring


Undlad at rengøre mundstykket, håndgrebet eller opladeren i opvaskemaskinen.

Brug ikke rengøringsmidler til rengøring af apparatet.

Håndgreb og mundstykke




- 1** Fjern mundstykket fra håndgrebet. Skyl mundstykket, hver gang det har været i brug.



- 2** Åbn vandtanken, og skyl den under hanen for at fjerne rester.


Tip: Du kan også bruge en vatpind til at tørre vandtanken.




Bemærk: Håndgrebet må ikke kommes ned i vand.

- 3** Brug en fugtig klud til at tørre hele håndtagets overflade.

Oplader



- 1** Tag stikket ud af stikkontakten, inden opladeren rengøres.




- 2 Brug en fugtig klud til at tørre opladerens overflade.

Opbevaring

Hvis du ikke kommer til at benytte AirFloss i en længere periode, skal du følge nedenstående trin.

- 1 Åbn dækslet til vandtanken, og tøm vandtanken.
- 2 Tryk på aktiveringsknappen, indtil der ikke kommer mere spray ud af mundstykket.
- 3 Tag opladeren ud af stikket.
- 4 Rengør AirFloss-mundstykket, -håndgrebet og -opladeren.
- 5 Opbevar AirFloss på et køligt, tørt sted uden direkte sollys.



Bestilling af tilbehør

For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge **www.shop.philips.com/service** eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen "World-Wide Guarantee" for at få kontaktoplysninger).

Miljøhensyn


- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.




- Det indbyggede genopladelige batteri indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batteriet, før du kasserer apparatet og afleverer det på en genbrugsstation. Aflever batteriet på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få batteriet ud, kan du aflevere apparatet til Philips, som vil sørge for at tage batteriet ud og bortskaffe det på en miljømæssig forsvarlig måde.

Udtagning af det genopladelige batteri


Batteriet kan ikke sættes i igen, når det først er taget ud.



- 1** Batteriet tømmes for strøm ved gentagne tryk på aktiveringsknappen, indtil AirFloss ikke længere puster luft ud.



- 2** Brug en skruetrækker til at åbne håndgrebet.



- 3** Klip ledningerne over, og fjern batteriet fra apparatet. Overhold de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Sikkerhed og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge **www.philips.com/sonicare** eller læse i den separate folder "World-Wide Guarantee".

Gældende forbehold i reklamationsretten

Betingelserne i den internationale garanti dækker ikke følgende:

- AirFloss-mundstykke
- Skader, der er opstået som følge af forkert brug, misbrug, manglende vedligeholdelse, ændringer eller uautoriserede reparationer
- Normal slitage, inkl. ridser, skrammer, afslidning, misfarvning og falmning

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Käytä AirFlossia osana suunhoitoa. Tavanomaisen hampaiden harjauksen lisäksi se auttaa vähentämään plakin muodostumista.

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Vaara

- Älä kastele laturia. Älä säilytä laturia lähellä kylpyammetta tai pesuallasta, jossa on vettä. Älä upota laturia veteen tai muuhun nesteeseen. Varmista puhdistamisen jälkeen, että laturi on kunnolla kuivunut, ennen kuin liität sen verkkovirtaan.

Varoitus

- Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos se on vahingoittunut, hävitä laturi. Vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen laite.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vahingoittunut (esimerkiksi AirFloss-suutin, kahva ja/tai laturi).
- Laitteessa ei ole huollettavia osia. Jos laite on vahingoittunut, ota yhteyttä maan kuluttajapalvelukeskukseen (katso luku Takuu ja huolto).
- Älä käytä laturia ulkona tai lämmönlähteiden lähellä.

- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Alle 8-vuotiaat eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.

Varoitus

- Jos sinulla on hammassairaus tai olet ollut hammas- tai ienleikkauksessa tai vaativassa hammashoidossa viimeisten kahden kuukauden aikana, kysy neuvoa hammaslääkäriltä ennen laitteen käyttöä.
- Kysy neuvoa hammaslääkäriltä, jos laitteen käyttö aiheuttaa runsasta verenvuotoa tai jos verenvuoto jatkuu viikon käytön jälkeen.
- Jos epäroit käyttää laitetta terveydellisistä syistä, neuvottele laitteen käytöstä ensin lääkärin kanssa.
- Tämä Philips-laite täyttää sähkömagneettisten laitteiden turvastandardit. Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu kehonsisäinen laite, kysy neuvoa lääkäriltä tai kyseisen laitteen valmistajalta ennen käyttöä.
- Käytä vain laitteen valmistajan suosittelemia lisäosia.
- Älä väännä suuttimen ohjauskärkeä liian voimakkaasti.
- Vältä palovammoja täyttämällä säiliöön vain kylmää vettä. Älä aseta vieraita esineitä vesisäiliöön.
- Käytä AirFloss-laitetta vain tarkoituksenmukaisesti käyttöoppaassa esitetyllä tavalla.
- Älä suuntaa suihketta kielen alle, korvaan, silmään tai muuhun arkaan alueeseen.

- Älä puhdistu AirFloss-suutinta, vartta, laturia, vesisäiliötä tai sen kantta astianpesukoneessa tai mikroaaltouunissa.
- Älä käytä isopropyylialkoholia tai muita puhdistusnesteitä vesisäiliön puhdistamiseen, koska ne voivat aiheuttaa nieltynä vaaratilanteen.
- AirFloss on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä ole tarkoitettu potilaiden yleiseen käyttöön hammashoitoloissa tai sairaaloissa.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.


Yleiskuvaus (Kuva 1)

- 1 Ohjauskärki
- 2 AirFloss-suutin
- 3 Aktivointipainike
- 4 Vesisäiliö ja suojuus
- 5 Kantokahva
- 6 Latauksen merkkivalo
- 7 Käynnistyspainike
- 8 Irrotettava suutinteline (vain tietyissä malleissa)
- 9 Laturi


Huomautus: Pakkauksen sisältö saattaa vaihdella malleittain.

Lataaminen


Lataa AirFloss-laitetta 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.



1 Laita laturin pistoke pistorasiaan.



2 Aseta runko laturiin.




■ Latauksen merkkivalo vilkkuu vihreänä, kun laite latautuu.

Huomautus: Kun akku on ladattu täyteen, AirFloss-laitetta voi käyttää ennen seuraavaa lataamista 14 kertaa, joka vastaa noin kahden viikon käyttöä.


Huomautus: Latauksen merkkivalo vilkkuu keltaisena, kun akun lataus on vähissä (alle 3 käyttökertaa jäljellä).

Käyttöönoton valmistelu




1 Kohdista suutin niin, että ohjauskärki on kahvan etupuolessa. Paina suutin kiinni kahvaan.

Huomautus: Vaihda suutin 6 kuukauden välein, jotta puhdistustulos säilyy hyvänä. Vaihda suutin, jos se tuntuu väljältä tai ei napsahda paikalleen.




- 2** Avaa vesisäiliön kansi.



- 3** Täytä vesisäiliö vesijohtovedellä tai suuvvedellä.


Huomautus: AirFloss toimii tehokkaasti vain, kun vesisäiliössä on vesijohtovettä tai suuvettä.

Vinkki: Jos haluat raikkaamman tunteen suuhusi, käytä veden sijasta suuvettä.




Huomautus: Älä käytä isopropyylialkoholia sisältävää suuvettä, koska se saattaa vahingoittaa laitetta.

- 4** Sulje vesisäiliön kansi.




- 5** Paina käynnistuspainiketta.

► Latauksen merkkivalo palaa vihreänä.




- 6** Paina aktivointipainiketta, kunnes suuttimen ohjauskärjestä suihkuu vettä.

Käyttö



- 1** Varmista, että AirFloss-laitteen virta on kytketty.



- 2** Aseta kärki hampaiden väliin ja paina hellävaroen. Sulje huulet varovasti suuttimen ympärille, jotta vesi ei roisku.

Vinkki: Paina aktivointipainiketta sormenpäällä.

Huomautus: AirFloss on tarkoitettu käytettäväksi vain hampaiden etu- ja ulkopintojen puhdistamiseen.



- 3** Kun painat aktivointipainiketta, laite suihkauttaa ilmaa ja vettä/suuvettä hampaiden väliin. Pitämällä aktivointipainikkeen alhaalla saat laitteen suihkauttamaan vettä/suuvettä yhden sekunnin välein.



- 4** Liu'uta ohjauskärkeä ienrajaa pitkin kunnes kärki asettuu seuraavaan hammasväliin.
- 5** Käsittele samalla tavalla muutkin hampaiden osat.
- 6** Voit sammuttaa AirFloss-laitteen painamalla virtapainiketta uudelleen.

Automaattinen virrankatkaisu


Automaattinen virrankatkaisuautoiminto katkaisee laitteen virran automaattisesti, jos sitä ei ole käytetty 4 minuuttiin.

Puhdistaminen


Älä puhdistu suutinta, kahvaa tai laturia astianpesukoneessa.

Älä käytä laitteen puhdistamiseen puhdistusaineita.

Kahva ja suutin




- 1** Irrota suutin kahvasta. Huuhtelee suutin jokaisen käyttökerran jälkeen.



- 2** Avaa vesisäiliö ja huuhtelee se juoksevilla vedellä.


Vinkki: Voit käyttää vesisäiliön puhdistamiseen myös vanupalloja.

Huomautus: Älä upota kahvaa veteen.



- 3** Pyyhi koko kahva kostealla liinalla.

Laturi




- 1** Irrota laturi aina pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.



Säilytys

Jos et aio käyttää AirFloss-laitetta pitkään aikaan, noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Avaa vesisäiliön kansi ja tyhjennä säiliö.
- 2 Paina aktivointipainiketta, kunnes suuttimesta ei enää tule vesisuihketta.
- 3 Irrota lauri pistorasiasta.
- 4 Puhdista AirFloss-suutin, kahva ja lauri.
- 5 Säilytä AirFloss-laitetta viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta.



Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa **www.shop.philips.com/service** tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).

Ympäristöasiaa




- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.




- Laitteen kiinteät ladattavat akut sisältävät ympäristölle haitallisia aineita. Poista akku aina ennen laitteen toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen, ja toimita se valtuutettuun akkujen keräyspisteeseen. Jos et pysty irrottamaan akkua laitteesta, voit toimittaa laitteen Philipsin huoltopalveluun, jossa akku poistetaan ja laite hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.

Akun poistaminen


Ota huomioon, että toimenpide on peruuttamaton.



- 1** Tyhjennä akku painamalla aktivointipainiketta toistuvasti, kunnes AirFloss-laitteesta ei enää tule ilmaa.



- 2** Avaa kahva ruuvitaltalla.



- 3** Katkaise johdot ja irrota akku laitteesta. Noudata yleisiä turvallisuusohjeita.

Takuu ja tuki

Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa **www.philips.com/sonicare** tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.

Takuun rajoitukset

Kansainvälinen takuu ei kata seuraavia tapauksia:

- AirFloss-suutin
- Väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, laitteen muokkaamisesta tai luvattomasta korjaamisesta johtuvat vahingot
- Normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutunut huonontuminen, mukaan lukien halkeaminen, naarmuuntuminen, kuluminen, likaantuminen tai värien haalistuminen.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Bruk AirFloss som en del av tannhygien din. I tillegg til å pusse tennene bidrar den til å redusere plakk.

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Hold laderen unna vann. Ikke plasser eller oppbevar den i nærheten av eller over badekar, kummer, vasker e.l. fylt med vann. Laderen må ikke senkes ned i vann eller annen væske. Etter rengjøring må du kontrollere at laderen er helt tørr før du setter støpselet i stikkontakten.

Advarsel

- Ledningen kan ikke byttes ut. Hvis ledningen blir skadet, må du kaste laderen. Erstatt alltid laderen med en ny lader av originaltypen for å unngå fare.
- Hvis apparatet er skadet på noen måte (munnstykket, håndtaket og/eller laderen til AirFloss), må du slutte å bruke det.
- Dette apparatet inneholder ingen utskiftbare deler. Hvis apparatet er skadet, må du ta kontakt med forbrukerstøtten der du bor (se avsnittet Garanti og støtte).
- Ikke bruk laderen utendørs eller i nærheten av oppvarmede overflater.
- Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller

personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte, og hvis de forstår risikoen. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og er under oppsyn. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn som er yngre enn 8 år.

- Barn skal ikke leke med apparatet.

Forsiktig

- Hvis du har hatt operasjoner i munnen eller tannkjøttet, lider av en munnsykdom eller har gjennomgått omfattende tannoperasjoner i løpet av de siste to månedene, må du kontakte tannlegen din før du bruker dette apparatet.
- Ta kontakt med tannlegen hvis du blør en del når du bruker apparatet, eller hvis blødningen fortsetter etter bruk i én uke.
- Ta kontakt med lege før du bruker apparatet hvis du har medisinske bekymringer.
- Dette Philips-apparatet oppfyller sikkerhetskravene for elektromagnetiske enheter. Hvis du har pacemaker eller en annen implantert enhet, må du ta kontakt med lege eller produsenten av den implanterte enheten før bruk.
- Ikke bruk andre tilbehør enn de som anbefales av produsenten.
- Ikke bruk for mye makt på veiledningstuppen til munnstykket.
- For å unngå fysisk personskade må du ikke fylle beholderen med varmt vann. Ikke plasser fremmede objekter i beholderen.
- Bruk bare AirFloss til beregnede formål som beskrevet i denne brukerhåndboken.

- For å unngå fysisk personskaade må du ikke bruke sprayen under tungen eller i ørene nesen, øynene eller andre sensitive områder.
- Ikke rengjør AirFloss-munnstykket, -håndtaket, -laderen, -beholderen og -dekselet i oppvaskmaskin eller mikrobølgeovn.
- For å unngå farer forbundet med svelging må du ikke ha isopropylalkohol eller andre rengjøringsvæsker i beholderen.
- AirFloss er en enhet for personlig pleie, og den er ikke beregnet på bruk på flere pasienter hos et tannlegekontor.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Generell beskrivelse (fig. 1)


- 1 Veiledningstupp
- 2 AirFloss-munnstykke
- 3 Aktiveringsknapp
- 4 Beholder og deksel
- 5 Håndtak
- 6 Ladeindikator
- 7 Av/på-knapp
- 8 Avtakbar munnstykkeholder (kun bestemte modeller)
- 9 Lader

Merk: Innholdet i esken kan variere basert på modellen du kjøper.


Lading

Lad AirFloss i 24 timer før første gangs bruk.

1 Sett støpselet på laderen inn i stikkontakten.



2 Plasser håndtaket på laderen



► Ladeindikatoren blinker grønt for å vise at apparatet lader.


Merk: Når apparatet er fulladet, har AirFloss en driftstid på opptil to uker (eller 14 økter).

Merk: Når ladeindikatoren blinker gult, er batterinivået lavt og må lades opp (færre enn tre økter igjen).




Før bruk


1 Juster munnstykket slik at tuppen vender mot fronten på håndtaket, og trykk munnstykket ned på håndtaket (du skal høre et klikk).



Merk: Bytt munnstykket hver sjette måned for optimale resultater. Skift også munnstykket hvis det blir løst eller ikke lenger klikker på håndtaket.




- 2** Åpne dekselet på beholderen (du skal høre et klikk).



- 3** Fyll beholderen med munnskyllevann eller vann.


Merk: For å fungere effektivt må AirFloss inneholde enten munnskyllevann eller vann.

Tips: For en friskere opplevelse bør du bruke munnskyllevann i stedet for vann.




Merk: Ikke bruk munnskyllevann som inneholder isopropylmyristat, da det kan skade apparatet.

- 4** Lukk dekselet på beholderen (du skal høre et klikk).




- 5** Trykk på av/på-knappen.
► Den grønne ladeindikatoren lyser.




- 6** Trykk på og hold nede aktiveringsknappen til det spruter ut av tuppen på munnstykket.

Bruke apparatet



- 1** Kontroller at AirFloss er slått på.



- 2** Plasser tuppen mellom tennene med et forsiktig trykk. Lukk leppene litt rundt munnstykket når den er på plass for å unngå sprut.

Tips: Bruk fingeren til å trykke på aktiveringsknappen.

Merk: AirFloss skal kun brukes på fremsiden/utsiden av tennene.



- 3** Trykk på aktiveringsknappen for å få en sprut av luft og mikrodråper av munnskyllevann eller vann mellom tennene. Du kan også holde nede aktiveringsknappen for å få flere sprut med munnskyllevann eller vann ca. hvert sekund.

- 4** Skyv veiledningstuppen langs kanten på tannkjøttet til du føler at den legger seg mellom de to neste tennene.

- 5** Fortsett med denne prosedyren for alle områder, inkludert bak tennene.

- 6** Du slår av AirFloss ved å trykke på av/på-knappen igjen.



Funksjon for automatisk avslåing


Funksjonen for automatisk avslåing slår automatisk av AirFloss hvis den ikke har blitt brukt på fire minutter.

Rengjøring


Ikke rengjør munnstykket, håndtaket eller laderen i oppvaskmaskinen.

Ikke bruk rengjøringsmidler til å rengjøre apparatet.

Håndtak og munnstykke




- 1** Fjern munnstykket fra håndtaket. Skyll munnstykket etter hver bruk.



- 2** Åpne beholderen og skyll den under rennende vann for å fjerne skitt.


Tips: Du kan også bruke en bomullsdott til å tørke beholderen.

Merk: Ikke legg håndtaket i vann.




- 3** Tørk hele overflaten på håndtaket med en fuktig klut.

Lader




- 1 Trekk ut støpslet før du rengjør laderen.



- 2 Tørk hele overflaten på laderen med en fuktig klut.

Oppbevaring

Hvis du ikke skal bruke AirFloss på en stund, bør du følge trinnene nedenfor:



- 1 Åpne dekselet på beholderen og tøm den.
- 2 Trykk på aktiveringsknappen til det ikke kommer mer sprut ut av munnstykket.
- 3 Koble fra laderen.
- 4 Rengjør munnstykket, håndtaket og laderen til AirFloss.
- 5 Oppbevar AirFloss på et kjølig og tørt sted og ikke i direkte sollys.

Bestille tilbehør

Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til **www.shop.philips.com/service** eller gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaklinformasjon).

Miljø




- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet.




- Det innebygde oppladbare batteriet inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriet før du leverer apparatet på en gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på en gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter. Der vil de ta ut batteriet for deg og behandle det på en miljøvennlig måte.


Fjerne det oppladbare batteriet



Vær oppmerksom på at denne prosessen ikke kan gjøres om.

- 1** Hvis du vil tømme batteriet, må du trykke på aktiveringsknappen gjentatte ganger til det ikke lenger kommer luft ut av AirFloss.
- 2** Bruk en skrutrekker til å bryte opp håndtaket.





- 3** Klipp ledningene og ta ut batteriet av apparatet. Se grunnleggende sikkerhetsinformasjonen.

Garanti og støtte

Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til **www.philips.com/sonicare** eller lese i garantiheftet.

Begrensninger i garantien

Følgende dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien:

- AirFloss-munnstykke
- Skade forårsaket av misbruk, mislighold, forsømmelse, endringer eller uautorisert reparasjon.
- Normal slitasje, inkludert avskalling, riper, avsliping, misfarging eller falming.

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips!
För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Använd AirFloss för din vanliga tandvårdsrutin. Förutom att borsta tänderna bidrar den till att minska plack.

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Låt inte laddaren komma i kontakt med vatten. Placera eller förvara den inte över eller nära vatten i badkar, handfat osv. Sänk inte ned laddaren i vatten eller någon annan vätska. Kontrollera att laddaren är helt torr efter rengöring innan du ansluter den till elnätet.

Varning

- Nätsladden kan inte bytas ut. Om nätsladden skadas måste du kassera laddaren. Byt alltid ut laddaren mot en av originaltyp för att undvika fara.
- Om apparaten är skadad (AirFloss-munstycke, -handtag och/eller -laddare) ska du inte använda den.
- Den här apparaten har inga delar som kan bytas ut eller repareras. Om apparaten är skadad kontaktar du kundtjänst i ditt land (se kapitlet Garanti och support).
- Använd inte laddaren utomhus eller i närheten av uppvärmda ytor.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika funktionshinder samt

av personer som inte har kunskap om apparaten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna. Rengöring och användarunderhåll får utföras av barn om de är äldre än 8 år och under tillsyn av vuxen. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.

- Barn ska inte leka med apparaten.

Varning!

- Om du nyligen har blivit opererad i munnen, lider av en pågående tandåkomma eller genomgått omfattande tandbehandlingar under de föregående två månaderna ska du kontakta en tandläkare innan du använder den här apparaten.
- Rådgör med din tandläkare om kraftig blödning uppstår när du har använt apparaten eller om det fortsätter att blöda efter en veckas användning.
- Om du genomgår medicinsk behandling bör du rådfråga läkare innan du använder apparaten.
- Denna apparat från Philips följer säkerhetsstandarderna för elektromagnetiska enheter. Om du har pacemaker eller annat implantat ska du kontakta din läkare eller implantatets tillverkare innan du använder apparaten.
- Använd inte andra tillbehör än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Utsätt inte munstyckets spets för överdrivet tryck.
- För att undvika fysisk skada ska du inte fylla behållaren med hett vatten. Placera inga främmande föremål i behållaren.
- Använd bara AirFloss för dess avsedda ändamål enligt beskrivningen i den här användarhandboken.

- För att undvika fysisk skada ska du inte rikta strålen mot ytan under tungan, in i öronen, näsan, ögonen eller andra känsliga områden.
- Rengör inte AirFloss-munstycket, -handtaget, -laddaren, -vattenbehållaren eller locket i diskmaskin eller mikrovågsugn.
- För att undvika risk för förtäring bör du inte placera isopropylalkohol eller andra rengöringsvätskor i behållaren.
- AirFloss är avsedd för egenvård och inte för att användas på olika patienter på en tandläkarmottagning eller -klinik.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Allmän beskrivning (Bild 1)


- 1 Spets
- 2 AirFloss-munstycke
- 3 Aktiveringsknapp
- 4 Behållare och lock
- 5 Handtag
- 6 Laddningsindikator
- 7 På/av-knapp
- 8 Löstagbar munstyckehållare (endast vissa modeller)
- 9 Laddare

Obs! Innehållet i lådan kan variera beroende på vilken modell som köpts.


Laddning

Ladda AirFloss i 24 timmar före första användningen.

1 Sätt laddarens kontakt i vägguttaget.



2 Placera handtaget i laddaren.



► Laddningsindikatorn blinkar grönt som indikation på att apparaten laddas.


Obs! När den är helt laddad har AirFloss en drifttid på upp till 2 veckor (eller 14 användningar).

Obs! När laddningsindikatorn blinkar gult är batteriet svagt och behöver laddas om (färre än 3 användningar kvar).




Förberedelser inför användning


1 Rikta in munstycket så att spetsen är vänd mot samma håll som framsidan av handtaget och tryck ned på munstycket på handtaget (ett klickljud hörs).



Obs! Byt ut munstycket var 6:e månad för optimala resultat. Byt också ut munstycket om det sitter löst eller inte längre klickar fast på handtaget.




- 2** Öppna behållarens lock (ett klickljud hörs).



- 3** Fyll behållaren med munvatten eller vatten.


Obs! För att fungera effektivt måste AirFloss innehålla antingen munvatten eller vatten.

Tips: Använd munvatten istället för vatten för en mer uppfriskande känsla.




Obs! Använd inte munvatten som innehåller isopropylmyristat eftersom detta kan skada apparaten.

- 4** Stäng behållarens lock (ett klickljud hörs).




- 5** Tryck på på/av-knappen.
► Den gröna laddningsindikatorn tänds.




- 6** Håll aktiveringsknappen intryckt tills det kommer en stråle ur spetsen av munstycket.

Använda apparaten



- 1 Kontrollera att AirFloss är påslagen.



- 2 Placera spetsen mellan tänderna och tryck den lätt mot tänderna. Slut läpparna något över munstycket när det är på plats, för att undvika stänk.

Tips: Använd fingret för att trycka på aktiveringsknappen.

Obs! AirFloss är endast avsedd användas på tändernas främre/yttre yta.



- 3 Tryck på aktiveringsknappen för att spruta en ström av luft och mikrodroppar av munvatten eller vatten mellan tänderna. Du kan också hålla aktiveringsknappen intryckt för att spruta kontinuerliga strömmar av munvatten eller vatten ungefär en gång i sekunden.

- 4 För spetsen längs tandköttstranden tills du känner att den placerar sig mellan nästa par tänder.

- 5 Fortsätt på samma sätt för alla utrymmen, inklusive bakom baktänderna.



- 6 Tryck på på/av-knappen igen för att stänga av AirFloss.

Automatisk avstängningsfunktion


Den automatiska avstängningsfunktionen stänger automatiskt av AirFloss om den inte har använts på fyra minuter.

Rengöring


Rengör inte munstycket, handtaget eller laddaren i diskmaskinen.

Använd inte rengöringsmedel för att rengöra apparaten.

Handtag och munstycke




- 1** Ta bort munstycket från handtaget. Skölj munstycket efter varje användning.



- 2** Öppna behållaren och skölj den under kranen för att ta bort rester.


Tips: Du kan också använda en bomullspinne för att torka behållaren.

Obs! Doppa inte handtaget i vatten.




- 3** Torka av hela handtagets yta med en fuktig trasa.

Laddare




- 1 Dra ur nätsladden innan du rengör laddaren.



- 2 Torka av laddarens yta med en fuktig trasa.

Förvaring

Om du inte kommer att använda AirFloss under en längre tid följer du stegen nedan.



- 1 Öppna behållarens lock och töm behållaren.
- 2 Tryck på aktiveringsknappen tills det inte kommer mer vätska ur munstycket.
- 3 Koppla bort laddaren från eluttaget.
- 4 Rengör AirFloss-munstycket, -handtaget och -laddaren.
- 5 Förvara AirFloss på en sval och torr plats och inte i direkt solljus.

Beställa tillbehör

Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till **www.shop.philips.com/service** eller en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i garantibroschyren).

Miljön




- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön.




- Det inbyggda laddningsbara batteriet innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur batteriet innan du kasserar apparaten och lämnar in den vid en officiell återvinningsstation. Lämna batteriet vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batteriet kan du också ta med apparaten till ett Philips-serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batteriet och kassera det på ett miljövänligt sätt.

Ta ut det laddningsbara batteriet




Tänk på att du inte kan sätta tillbaka batteriet igen.

- 1** För att tömma batteriet trycker du upprepade gånger på aktiveringsknappen tills AirFloss inte längre avger luftstrålar.



- 2** Använd en skruvmejsel för att bända upp handtaget.



- 3** Kapa kablarna och ta bort batteriet från apparaten. Iaktta allmänna säkerhetsåtgärder.

Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du gå till **www.philips.com/sonicare** eller läsa garantibroschyren.

Garantibegränsningar

De internationella garantivillkoren omfattar inte följande:

- AirFloss-munstycke
- Skador orsakade av felaktig användning, vanskötsel, ändringar eller obehörig reparation
- Normalt slitage, inklusive hack, repor, avskavning, missfärgning och blekning



www.philips.com/Sonicare

©2013 Koninklijke Philips Electronics NV (KPENV).
All rights reserved. PHILIPS and Philips shield are
registered trademarks of KPENV.
Airfloss, Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of
Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPENV.

Protected by U.S. and international patents.
Other patents pending. Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.



100% recycled paper

4235.020.6286.2