

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome





Question?
Contact
Philips



EasyClean

PHILIPS
sonicare





ENGLISH 6

한국어 16

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the charger and/or sanitiser away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the charger and/or sanitiser in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger and/or sanitiser is completely dry before you connect it to the mains.

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger and/or sanitiser.
- Always have the charger and/or sanitiser replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the charger and/or sanitiser outdoors or near heated surfaces. Do not operate the sanitiser where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle, charger and/or sanitiser), stop using it. This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Discontinue use of the sanitiser if the UV light bulb remains on when the door is open. UV light can be harmful to the human eye and skin. Keep the sanitiser out of the reach of children at all times.

Caution

- Do not clean the brush head, the handle, the charger, the charger cover and/or the sanitiser in the dishwasher.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use the toothbrush.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this toothbrush or if bleeding continues to occur after 1 week of use. Also consult your dentist if you experience discomfort or pain when you use the Sonicare.
- The Sonicare toothbrush complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the device manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use the Sonicare.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.
- The Sonicare toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
- Do not use other brush heads than the ones recommended by the manufacturer.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.
- Do not insert objects into the air openings of the sanitiser or block these air openings by placing it on a soft surface or in a position or location where objects will block these openings (examples of objects: magazine, tissue paper and hair).

8 ENGLISH

- The UV light bulb is hot during and immediately after the sanitising cycle. Do not touch the UV light bulb when it is hot.
- Do not operate the sanitiser without the protective screen in place to avoid contact with a hot bulb.
- If the sanitiser has been used for 3 consecutive UV clean cycles (i.e. 3 times in a row), switch it off for at least 30 minutes before you start another UV clean cycle.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General description (Fig. 1)

- 1 Hygienic travel cap
 - 2 Brush head
 - 3 Battery charge indicator
 - 4 Power on/off button
 - 5 Handle
 - 6 Charger (specific types only)
 - 7 UV sanitiser base with integrated charger and cord wrap (specific types only)
- Not shown: UV light bulb
 - Not shown: Sanitiser drip tray
 - Not shown: Protective screen for UV light bulb

Note: The contents of the box vary based on the type purchased.

Preparing for use

Attaching the brush head

- 1** Align the front of the brush head with the front of the toothbrush handle.
- 2** Push the brush head onto the metal shaft (Fig. 2).

Note: There is a small gap between the brush head and the handle.

Charging the appliance

Note: PowerUp rechargeable toothbrushes will not charge on the sanitiser charger.

- 1** Put the plug of the charger in the electrical outlet.
- 2** Place the handle on the charger.
 - D** The battery charge indicator shows the approximate remaining battery charge (Fig. 3).
 - Solid green light: 20-100%
 - Flashing green light: 5-19%
 - Flashing green light and 3 beeps after the brushing cycle: less than 5% and toothbrush has to be recharged.

Note: To keep the battery fully charged at all times, you may keep your Sonicare on the charger when not in use. It takes at least 24 hours to fully charge the battery.

Using the appliance

- 1** Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.
- 2** Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle towards the gumline (Fig. 4).
- 3** Press the power on/off button to switch on the Sonicare.
- 4** Apply light pressure to maximise Sonicare's effectiveness and let the Sonicare toothbrush do the brushing for you. Do not scrub.
- 5** Gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion so the longer bristles reach between your teeth. Continue this motion throughout the brushing cycle.

Note: To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections using the Quadpacer feature (see chapter 'Features').

- 6** Brush each section for 30 seconds. Begin brushing in section 1 (outside top teeth) and then brush section 2 (inside top teeth). Continue with section 3 (outside bottom teeth) and finally brush section 4 (inside bottom teeth). (Fig. 5)

- 7** After you have completed the 2-minute brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs. You may also brush your tongue, with the toothbrush switched on or off, as you prefer (Fig. 6).

Your Sonicare is safe to use on:

- Braces (brush heads wear out sooner when used on braces)
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers)

Note: When the Sonicare is used in clinical studies, the handle should be fully charged. Deactivate the Easy-start feature and for areas where excess staining occurs, an additional 30 seconds of brushing time can be spent to assist with stain removal.

Features

Easy-start

This Sonicare model comes with the Easy-start feature activated. The Easy-start feature gently increases the power over the first 14 brushings.

Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to advance through the Easy-start ramp-up cycle properly.

Deactivating or activating the Easy-start feature

- 1** Attach the brush head to the handle.
- 2** Place the handle in the plugged-in charger.
- To deactivate Easy-start:
Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 1 beep to indicate that the Easy-start feature has been deactivated.
 - To activate Easy-start:
Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 2 beeps to indicate that the Easy-start feature has been activated.

Note: Using the Easy-start feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces Sonicare's effectiveness in removing plaque.

Smartimer

After 2 minutes, the Smartimer automatically switches off the toothbrush. To pause or stop brushing during the 2-minute cycle, press the on/off button. If you press the on/off button again within 30 seconds, the Smartimer picks up where you left off.

Quadpacer

The Quadpacer is an interval timer. At 30, 60 and 90 seconds, you hear a short beep and there is a short pause in the brushing action. This is your signal to move to the next section of your mouth.

Sanitising (specific types only)

- With the UV sanitiser you can clean your brush head after every use (Fig. 7).

Unplug the sanitiser, discontinue use and call Consumer Care if:

- The UV light bulb remains on when the door is open.
- The window is broken or missing from the sanitiser.
- The sanitiser gives off smoke or a burning smell while it is operating.

Note: UV light can be harmful to the human eye and skin. This sanitiser should be kept out of reach of children at all times.

- 1** After brushing, rinse the brush head and shake off excess water.

Do not place the travel cap on the brush head during the sanitising cycle.

- 2** Place your finger in the door recess on top of the sanitiser and pull open the door (Fig. 8).

- 3** Place the brush head on one of the 2 pegs in the sanitiser with the bristles facing the light bulb. (Fig. 9)

Note: Only clean Sonicare snap-on brush heads in the sanitiser.

Note: Do not clean Sonicare for Kids brush heads in the sanitiser.

- 4** Put the plug in a wall socket.

12 ENGLISH

- 5 Close the door and press the green power on/off button once to select the UV clean cycle.

Note: You can only switch on the sanitiser if the door is properly closed.

Note: The sanitiser stops if you open the door during the sanitising cycle.

Note: The sanitiser cycle runs for 10 minutes and then automatically switches off.

- ▶ The sanitiser is in operation when the light glows through the window.

Cleaning

Do not clean the brush head, handle and the UV sanitiser in the dishwasher.

Toothbrush handle

- 1 Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water (Fig. 10).

Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.

- 2 Use a damp cloth to wipe the entire surface of the handle.

Brush head

- 1 Rinse the brush head and bristles after each use (Fig. 11).
- 2 Remove the brush head from the handle and rinse the brush head connection at least once a week with warm water.

UV sanitiser (specific types only)

Do not immerse the sanitiser in water or rinse it under the tap.

Do not clean the sanitiser when the UV light bulb is hot.

For optimal effectiveness, it is recommended to clean your sanitiser weekly.

- 1 Unplug the sanitiser.
- 2 Pull the drip tray straight out. Rinse the drip tray and wipe it clean with a damp cloth (Fig. 12).

3 Clean all interior surfaces with a damp cloth.

4 Remove the protective screen in front of the UV light bulb. (Fig. 13)

To remove the screen, grasp the edges next to the snaps, gently squeeze and pull out the protective screen.

5 Remove the UV light bulb.

To remove the light bulb, grasp it and pull it out of the metal clasp.

6 Clean the protective screen and the UV light bulb with a damp cloth.

7 Reinsert the UV light bulb.

To reinsert the light bulb, align the bottom of the light bulb with the metal clasp and push the bulb into the clasp.

8 Reinsert the protective screen.

To reinsert the screen, align the pegs on the screen with the slots on the reflective surface near the UV light bulb. Push the screen straight into the slots on the sanitiser.

Storage

If you are not going to use the appliance for an extended period of time, remove the mains plug from the wall socket. Then clean the appliance and store it in a cool and dry place away from direct sunlight. You can use the cord wrap feature to store the mains cord neatly.

Replacement

Brush head

Replace Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal results. Only use genuine Philips Sonicare replacement brush heads that are suitable for this model.

UV light bulb (specific types only)

Replacement UV bulbs are available through the Philips Consumer Care Centre in your country.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Recycling

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance.
Make sure the battery is completely empty when you remove it.

To remove the rechargeable battery, you need a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic safety precautions when you follow the procedure described below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

- 1** Remove the handle from the charger, switch on the Sonicare and let it operate until it stops. Continue to switch it on until the battery is completely empty.
- 2** Insert a standard (flathead) screwdriver into the slot in the bottom of the handle. Turn the screwdriver anticlockwise to release the bottom cap (Fig. 14).
- 3** Hold the handle upside down and push down on the shaft to release the internal components of the handle (Fig. 15).
- 4** Insert the screwdriver under the circuit board, next to the battery connections, and twist to break the connections. Remove the circuit board and pry the battery from the plastic carrier (Fig. 16).

The rechargeable battery can now be recycled or disposed of and the rest of the product discarded appropriately.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- Brush heads
- Damage caused by use of unauthorised replacement parts
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading
- UV light bulb

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하십시오.

중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

주의

- 충전기 및 살균기는 물이 있는 곳을 피해서 보관하십시오. 욕조, 세면대, 싱크대 등 물이 가까이 있는 곳에서 보관하거나 놓아 두지 마십시오. 그리고 충전기 및 살균기를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 청소한 후에는 충전기 및 살균기가 완전히 건조된 다음 제품을 본체에 연결하십시오.

경고

- 전원 코드는 교체할 수 없습니다. 전원 코드가 손상된 경우 충전기 및 살균기를 폐기하십시오.
- 위험한 상황을 방지하기 위해 충전기 및 살균기는 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 충전기 및/또는 살균기를 실외 또는 뜨거운 표면 근처에서 사용하지 마십시오. 에어로졸(스프레이) 제품이 사용 중이거나 산소가 나오는 곳에서는 살균기를 작동하지 마십시오.
- 제품에 손상된 부분(칫솔모, 칫솔 손잡이, 충전기 및/또는 살균기)이 있으면 사용을 중단하십시오. 이 제품에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 제품이 손상되면 필립스 고객 상담실로 문의하십시오(‘품질 보증 및 지원’란 참조).
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 제품 내부에 UV 전구의 불빛이 남아 있다면 살균기를 사용하지 마십시오. 자외선은 눈과 피부에 해로울 수 있습니다. 살균기를 항상 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.

주의

- 칫솔모, 손잡이, 충전기, 충전기 덮개 및 살균기를 식기세척기로 세척하지 마십시오.
- 최근 2개월 이내에 구강 또는 잇몸 수술을 받은 경우에는 칫솔을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 본 제품을 사용한 후 출혈이 심하거나 1주일도 지나도 증상이 호전되지 않는다면 치과 전문의와 상의하십시오. 소닉케어 칫솔을 사용할 때 불편하거나 통증을 느끼는 경우에도 치과 전문의와 상의하십시오.
- 소닉케어 칫솔은 국내 안전 기준에 따라 전자파 장애 검정을 받은 제품입니다. 심장 박동 보조기 등, 보조 기구를 이식 받은 경우에는 주치의나 보조 기구 제조업체에 문의하여 충분히 이해한 후 이용하십시오.
- 의료적 문제는 소닉케어를 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 본 제품은 치아와 잇몸, 그리고 혀만 세정할 수 있도록 만들어졌으므로 다른 용도에는 사용하지 마십시오. 사용 중 불편함이나 통증이 느껴지면 제품 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.
- 소닉케어 칫솔은 개인 용품이므로 치과나 기타 의료 시설에서 공용으로 이용하지 마십시오.
- 눕거나 휘어진 칫솔모는 사용을 중단하십시오. 마모 증상이 나타나면 칫솔모를 교체하거나 3개월마다 정기적으로 교체하십시오.
- 제조업체에서 권장한 제품 이외의 칫솔모를 사용하지 마십시오.
- 사용하는 치약 성분에 과산화수소, 탄산수소나트륨, 중탄산염(미백 치약 주성분)이 포함된 경우, 이용하고 나서 칫솔모를 비누로 닦고 물로 깨끗이 씻어내십시오. 플라스틱 부분이 손상될 수 있습니다.
- 살균기의 통풍구에 물체를 넣거나 통풍구를 막을 수 있는 물체(예: 잡지, 휴지, 머리카락 등)가 있는 부드러운 표면이나 장소에 살균기를 놓지 마십시오.
- 살균과정을 작동하는 도중이나 끝난 직후에는 UV 전구가 뜨겁습니다. 이 때에는 UV 전구를 만지지 마십시오.
- 뜨거운 전구에 닿을 수 있으므로 보호 스크린 없이 살균기를 작동하지 마십시오.
- 살균기를 세 번 연속 사용한 경우 UV 살균 과정을 다시 시작하려면 최소 30분간 꺼두어야 합니다.

18 한국어

EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

제품정보 (그림 1)

- 1 위생 칫솔모 캡
 - 2 칫솔모
 - 3 배터리 충전 표시등
 - 4 전원 버튼
 - 5 손잡이
 - 6 충전기(특정 모델만 해당)
 - 7 통합 충전기 및 코드 정리함이 있는 UV 살균기
(특정 모델만 해당)
- 그림 표시 안 됨: 자외선 전구
 - 그림 표시 안 됨: 살균기 잔 받침대
 - 그림 표시 안 됨: UV 전구 보호 스크린

참고: 제품 구성품은 구입한 제품 유형에 따라 다릅니다.

사용 준비

칫솔모 부착 방법

- 1 칫솔 손잡이 및 칫솔모를 앞면으로 조정하십시오.
- 2 칫솔모를 금속 샤프트 쪽으로 미십시오 (그림 2).

참고: 칫솔모와 핸들 사이에 약간의 갭이 생깁니다.

제품 충전

참고: PowerUp 충전식 전동 칫솔은 살균기의 충전기에서 충전되지 않습니다.

- 1 충전기 플러그를 전원 콘센트에 꽂으십시오.
 - 2 충전기에 핸들을 꽂으십시오.
- ▶ 배터리 충전 표시등은 대략적인 배터리 잔량을 보여줍니다 (그림 3).

- 녹색: 20-100%
- 녹색 점멸: 5-19%
- 녹색으로 점멸하면서 세정모드 종료시 신호음이 세 차례 울림: 배터리 잔량이 5% 미만이므로 충전해야 합니다.

참고: 배터리가 항상 완전히 충전되도록 소닉케어는 사용하지 않을 때 항상 충전기에 두십시오. 배터리가 완전 충전하는 데에는 24시간 미만이 걸립니다.

제품 사용

- 1 칫솔모에 소량의 치약을 바르십시오.
- 2 칫솔모가 잇몸과 살짝 각을 이루도록 치아에 올려놓으십시오 (그림 4).
- 3 전원 버튼을 눌러 소닉케어를 켜십시오.
- 4 소닉케어를 더욱 효과적으로 사용하려면 손에 힘을 빼고 칫솔이 움직이는 대로 따라가십시오. 직접 문지르지 마십시오.
- 5 치아를 향해 칫솔모를 앞 뒤로 약간씩 움직여서 칫솔모의 끝 부분이 치아 사이 사이에 위치하도록 합니다. 이 동작을 양치질해야 하는 동안에 계속 유지하십시오.

참고: Quadpacer(쿼드페이서) 기능을 사용하여 입안을 4개의 구간으로 나누고 알림음에 따라 입 안 치아를 골고루 양치할 수 있습니다.(‘기능’ 란 참조).

- 6 각 구간을 30초씩 양치합니다. 1구간(윗니 바깥쪽)에서 시작하여 2구간(윗니 안쪽)을 닦고 계속해서 3구간(아랫니 바깥쪽)을 닦은 후에 마지막으로 4구간(아랫니 안쪽)을 칫솔질합니다. (그림 5)
- 7 2분 정도의 칫솔 시간이 완료된 다음 추가로 치아의 씹는 표면 및 얼룩이 생긴 부분을 닦을 수 있습니다. 또한 칫솔의 전원을 켜거나 끈 상태에서 원하는 대로 혀를 닦을 수도 있습니다 (그림 6).

20 한국어

소닉케어는 다음과 같은 경우에 사용해도 안전합니다.

- 치아 교정기(교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 보다 빨리 마모될 수 있습니다.)
- 치아 보철물(신경치료, 크라운, 라미네이트)

참고: 소닉케어를 임상 연구용으로 사용하는 경우, 손잡이를 완전히 충전해야 합니다. 이지 스타트 기능을 해제하고 과잉 착색된 부분에는 착색 제거를 위해 양치 시간을 30초 더 추가할 수 있습니다.

기능

이지스타트

이 소닉케어 모델에는 이지스타트 기능이 설정되어 있습니다. 이지스타트 기능은 최초 14회 칫솔질하는 동안 서서히 파워를 높입니다.

참고: 최초 14회의 양치시 이지스타트 기능의 점증 사이클에 제대로 포함되는 최소 양치시간은 1분입니다.

이지스타트 기능 설정/해제 방법

1 소닉케어 핸들에 칫솔모를 부착하십시오.

2 전원에 연결된 충전기에 소닉케어 핸들을 꽂으십시오.

- 이지스타트 기능 해제:

전원 버튼을 2초 동안 누르십시오. 이지스타트 기능이 해제됨을 알리는 신호음이 1번 울립니다.

- 이지스타트 기능 작동:

전원 버튼을 2초 동안 누르십시오. 이지스타트 기능이 설정됨을 알리는 신호음이 2번 울립니다.

참고: 최초 이지스타트 사이클 기간 이후에 이지스타트 기능을 사용하는 것은 소닉케어의 플라그 제거 성능을 저하시키므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.

스마트타이머

2분이 지나면 스마트타이머 기능이 자동으로 작동을 멈춥니다. 2분의 양치시간 중 소닉케어를 일시 중지 하거나 멈추려면 전원 버튼을 누르십시오. 전원 버튼을 30초 이내에 다시 누르면 스마트타이머 기능이 남은 시간만큼 다시 작동 됩니다.

쿼드페이서

쿼드페이서는 간격 타이머입니다. 30초, 60초, 90초가 지나면 짧은 신호음과 함께 동작이 잠깐 일시 중지되어 다음 단계로 이동하도록 알려줍니다.

살균(특정 모델만 해당)

- 사용한 칫솔모를 UV 살균기로 세척할 수 있습니다 (그림 7). 다음과 같은 경우 살균기의 전원 코드를 뽑고 사용을 중단한 후 고객 상담실에 문의하십시오.
- 살균기 문을 열 때 UV 전구가 켜지는 경우
- 살균기 창이 깨졌거나 빠진 경우
- 살균기를 작동할 때 연기가 나거나 타는 냄새가 나는 경우

참고: 자외선은 눈과 피부에 해로울 수 있습니다. 이 살균기를 항상 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.

- 1** 칫솔질 후 칫솔모를 충분한 물로 행구고 물기를 털어내십시오.

살균 과정을 작동하는 중에는 칫솔모에 여행용 뚜껑을 씌우지 마십시오.

- 2** 살균기 위쪽의 문 홈에 손가락을 넣고 문을 당겨서 여십시오 (그림 8).

- 3** 칫솔모가 전구를 향하게 하여 살균기에 있는 2개의 걸이 중 하나에 칫솔모를 놓습니다. (그림 9)

참고: 소닉케어 스냅형 칫솔모만 살균기에서 세정할 수 있습니다.

참고: 살균기에서 소닉케어 키즈 칫솔모를 세정하지 마십시오.

22 한국어

- 4 전원 플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
 - 5 살균기의 문을 닫고 녹색 전원 버튼을 한번 눌러 자외선 세정 과정을 선택합니다.
- 참고: 문이 제대로 닫힌 경우에만 살균기가 작동합니다.
- 참고: 살균 도중에 문을 열면 살균기가 작동을 멈춥니다.
- 참고: 살균 과정은 10분 동안 계속된 다음 자동으로 꺼집니다.
- ▶ 살균기 작동 중에는 불이 켜지며 창을 통해 확인할 수 있습니다.

세척

칫솔모, 손잡이 및 UV 살균기를 식기세척기로 세척하지 마십시오.

핸들

- 1 칫솔모를 제거하고 금속 샤프트 부분을 따뜻한 물로 헹굽니다 (그림 10).

손상될 수 있으므로 금속 샤프트 주위의 고무 덮개를 날카로운 물체로 누르지 마십시오.

- 2 핸들의 전체 표면을 물에 적신 천으로 닦으십시오.

칫솔모

- 1 사용 후에는 항상 칫솔모를 물로 헹구십시오 (그림 11).
- 2 핸들에서 칫솔모를 제거하고 매주 1회 칫솔모와 핸들 사이 연결 부분을 따뜻한 물로 닦아줍니다.

UV 살균기(특정 모델만 해당)

살균기를 물에 담그거나 헹구지 마십시오.

UV 전구가 뜨거울 때에는 살균기로 세척하지 마십시오.

최적의 효과를 위해 살균기를 1주일에 한 번씩 닦으십시오.

- 1 살균기 전원 코드 뽑기

- 2** 받침대를 똑바로 잡아당겨 빼십시오. 받침대를 행구고 젖은 천을 사용하여 닦으십시오 (그림 12).
- 3** 내부 표면을 젖은 천으로 닦으십시오.
- 4** UV 전구 앞의 보호 스크린을 제거하십시오. (그림 13)
보호 스크린을 분리하려면 걸쇠 옆의 가장자리를 살짝 잡아 당기십시오.
- 5** UV 전구를 분리하십시오.
전구를 잡고 금속 버클을 잡아당겨 전구를 분리하십시오.
- 6** 보호 스크린을 세척하고 UV 전구를 젖은 천으로 닦으십시오.
- 7** UV 전구를 다시 끼우십시오.
전구를 다시 끼우려면 전구 아래쪽의 금속 버클을 조정하여 버클 쪽으로 누르십시오.
- 8** 보호 스크린 재설치
스크린을 재설치하려면 스크린의 못을 UV 전구 부근에 있는 반사면의 슬롯에 맞추십시오. 스크린을 살균기의 슬롯 안으로 똑바로 밀어 넣으십시오.

보관

장기간 제품을 사용하지 않을 경우 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오. 또한 제품을 청소한 후 직사광선이 없는 건냉한 장소에 보관하십시오. 코드 정리 기능으로 전원 코드를 깔끔하게 보관할 수도 있습니다.

교체

칫솔모

최적의 결과를 얻으려면 3개월에 한 번씩 소닉케어 칫솔모로 교체하십시오.
이 모델에 맞는 정품 필립스 소닉케어 교체용 칫솔모만 사용하십시오.

UV 전구(특정 모델만 해당)

UV 전구는 필립스 고객 상담실에서 교체할 수 있습니다.

액세서리 주문

액세서리나 교체 부품을 구입하려면 웹사이트 (www.shop.philips.com/service) 또는 필립스 대리점을 방문하십시오. 해당 지역의 필립스 고객 상담실에 문의하셔도 됩니다. 자세한 연락처는 제품 보증서를 참조하십시오.

재활용

수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.

충전식 배터리를 분리하는 방법

제품을 폐기할 때에만 충전식 배터리를 분리하십시오. 분리 시 배터리가 완전히 방전되었는지 확인하십시오.

충전식 배터리를 분리하려면 일자형(표준) 드라이버가 필요합니다. 아래의 절차를 따를 때에는 기본적인 안전 주의사항을 준수하십시오. 눈, 손, 손가락 및 작업하는 표면에 주의하여 작업하십시오.

- 1** 충전기에서 핸들을 분리하고 소닉케어의 전원을 켜 다음 멈출 때까지 작동시킵니다. 배터리가 완전히 방전될 때까지 계속해서 전원을 켜둡니다.
- 2** 표준형(일자) 드라이버를 손잡이의 바닥에 있는 홈에 삽입합니다. 드라이버를 시계 반대 방향으로 돌려 바닥쪽 뚜껑을 엽니다 (그림 14).
- 3** 핸들을 뒤집은 채로 샤프트를 아래로 눌러 핸들 내부 부품을 분리합니다 (그림 15).
- 4** 배터리 연결부 옆의 회로 기판 아래로 드라이버를 넣고 비틀어서 두 연결부를 분리하십시오. 회로 기판을 제거하고 플라스틱 부분에서 배터리를 꺼내십시오 (그림 16).

충전식 배터리를 재활용하거나 폐기할 수 있으며 제품의 나머지 부분은 적절하게 폐기하십시오.

보증 및 지원















보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹 사이트 (www.philips.com/support)를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

보증 제한

국제 보증 약관에서 제외되는 항목은 다음과 같습니다.

- 브러시 헤드
- 정품이 아닌 교체품의 사용으로 인한 손상
- 오용, 남용, 부주의, 개조 또는 무단 수리로 인한 손상
- 찌개짐, 굵힘, 마멸, 변색, 탈색 등, 일반적인 마모 또는 손상
- UV 전구

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. **(1) 4자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 **(2) 5자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 **(3) 6자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일 생산 **(4) 9자리일 경우** : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 **(5) 기타제조번호**에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.







www.philips.com/Sonicare

©2015 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved.
Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.
Sonicare and the Sonicare logo are trademarks
of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.



100% recycled paper

4235.020.3058.1