

# Always here to help you

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


Question?  
Contact  
Philips



**FlexCare+**  
**900+ series**  
**Rechargeable**  
**sonic toothbrush**

**PHILIPS**  
**sonicare**







**Sonicare 900+ series**

---

**ENGLISH 6**

한국어 20

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

### Danger

- Keep the charger and/or sanitiser away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the charger and/or sanitiser in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger and/or sanitiser is completely dry before you connect it to the mains.

### Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger and/or sanitiser.
- Always have the charger and/or sanitiser replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the charger and/or sanitiser outdoors or near heated surfaces.
- If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle, charger and/or sanitiser), stop using it. This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Discontinue use of the sanitiser if the UV light bulb remains on when the door is open. UV light can be harmful to the human eye and skin. Keep the sanitiser out of the reach of children at all times.

### **Caution**

- Do not clean the brush head, the handle, the charger, the charger cover and/or the sanitiser in the dishwasher.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use the toothbrush.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this toothbrush or if bleeding continues to occur after 1 week of use.
- The Sonicare toothbrush complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use the Sonicare.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.
- Do not use other brush heads than the ones recommended by the manufacturer.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.
- The UV light bulb is hot during and immediately after the sanitising cycle. Do not touch the UV light bulb when it is hot.
- Do not operate the sanitiser without the protective screen in place to avoid contact with a hot bulb.

### **Electromagnetic fields (EMF)**

---

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

## General description (Fig. 1)

- 1 Hygienic travel cap
- 2 Brush head
- 3 Interchangeable colour code ring
- 4 Handle with soft grip
- 5 Power on/off button
- 6 Mode button
- 7 Brushing modes
- 8 Deluxe recharge gauge
- 9 UV sanitiser base with integrated charger and cord wrap (specific types only)
- 10 UV sanitiser (specific types only)
- 11 Deluxe charger (specific types only)
- 12 Charger cover with brush head holder
- 13 Travel charger
- 14 Charger base with cord wrap
  - Not shown: UV light bulb
  - Not shown: Sanitiser drip tray
  - Not shown: Protective screen for UV light bulb

## Preparing for use

### Changing the colour code ring

Sonicare brush heads come with interchangeable colour code rings to identify your brush head.

To change the colour code ring:

- 1 Pull the colour code ring from the bottom of the brush head (Fig. 2).
- 2 Install a new ring by slipping one edge of the new ring over the bottom of the brush head (Fig. 3).



## Attaching the brush head

---

- 1** Align the brush head so the bristles face the front of the handle. (Fig. 4)
- 2** Firmly press the brush head down on the metal shaft until it stops.

*Note: There is a small gap between the colour code ring and the handle.*

## Charging your Sonicare

---

- 1** Put the mains plug of the charger or sanitiser in the wall socket.
- 2** Place the handle on the charger or sanitiser (Fig. 5).
  - ▶ The flashing light of the battery gauge indicates that the toothbrush is charging.
    - 1 solid green LED indicates that the toothbrush is 34-66% charged.
    - 2 solid green LEDs indicate that the toothbrush is 67-94% charged.
    - 3 solid green LEDs indicate that the toothbrush is fully charged.

*Note: If the battery charge of your Sonicare is low, you hear 3 beeps and 1 LED of the recharge gauge flashes yellow for 30 seconds after completing the brushing cycle.*

*Note: To keep the battery fully charged at all times, you may keep your Sonicare on the charger when not in use. Once the Sonicare is fully charged, the charger draws minimal energy from the wall socket.*

*Note: It takes at least 24 hours to fully charge the battery.*

## Using the Sonicare

### Brushing instructions

---

- 1** Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.
- 2** Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle towards the gumline (Fig. 6).
- 3** Press the power on/off button to switch on the Sonicare.
- 4** Apply light pressure to maximise Sonicare's effectiveness and let the Sonicare toothbrush do the brushing for you. Do not scrub.

- 5** Gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion so the longer bristles reach between your teeth. Continue this motion throughout your brushing cycle.

*Note: To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections using the Quadpacer feature (see chapter 'Features').*

- 6** Begin brushing in section 1 (outside top teeth) and brush for 30 seconds before moving to section 2 (inside top teeth). Continue brushing in section 3 (outside bottom teeth) and brush for 30 seconds before moving to section 4 (inside bottom teeth) (Fig. 7).

- 7** After you have completed the brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs. You may also brush your tongue, with the toothbrush switched on or off, as you prefer (Fig. 8).

Your Sonicare is safe to use on:

- Braces (brush heads wear out sooner when used on braces)
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers)

## Brushing modes

---

Sonicare automatically starts in the default Clean mode.

- 1** Prior to switching on the Sonicare, press the mode button to toggle between modes.
- ▶ The selected brushing mode illuminates.
  - ▶ Once a brushing mode has been selected, it remains active until another brushing mode is selected.

*Note: When the toothbrush is switched on, you cannot toggle between modes.*  
The following brushing modes are available:

### Clean

Complete whole mouth cleaning (2 minutes).

### Gum Care

Complete whole mouth cleaning (2 minutes) plus gentle cleaning for problem areas and along the gumline (1 minute).

**Refresh**

Touch-up for a quick clean (1 minute).

**Sensitive**

Gentle cleaning for sensitive gums and teeth (2 minutes).

**Massage**

Gentle gum stimulation (2 minutes).

*Note: When Sonicare is used in clinical studies, the default 2-minute Clean mode must be selected. The handle has to be fully charged. Deactivate the Easy-start feature. For areas where excess staining occurs, an additional 30 seconds of brushing time can be spent to help remove stains.*

## Features

### Easy-start

---

This Sonicare type comes with the Easy-start feature activated. The Easy-start feature gently increases power over the first 14 brushings to help you get used to brushing with the Sonicare.

*Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to properly move through the Easy-start ramp-up cycle.*

### Deactivating or activating the Easy-start feature

**1** Attach your brush head to the handle.

**2** Place the handle on the plugged-in charger.

- To deactivate Easy-start:

Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 1 beep to indicate that the Easy-start feature has been deactivated.

- To activate Easy-start:

Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 2 beeps to indicate that the Easy-start feature has been activated.

*Note: Using the Easy-start feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces Sonicare's effectiveness in removing plaque.*

### Smartimer

---

The Smartimer indicates that your brushing cycle is complete when it automatically switches off the toothbrush at the end of the brushing cycle. Dentists recommend brushing at least 2 minutes twice a day.

### Quadpacer

---

- The Quadpacer is an interval timer that has a short beep and pause to remind you to brush the 4 sections of your mouth. Depending on the brushing mode you have selected, the Quadpacer beeps at different intervals during the brushing cycle. See section 'Brushing modes' in chapter 'Using the Sonicare' (Fig. 7).

The Quadpacer feature on this type has been activated. To deactivate or reactivate the Quadpacer feature:

- 1** Place the handle with a brush head attached on the plugged-in charger.
- 2** Press and hold the mode button for 2 seconds.
  - ▶ You hear 1 beep to indicate the Quadpacer has been deactivated or you hear 2 beeps to indicate the Quadpacer has been activated.

### Cord wrap on deluxe charger (specific types only)

---

If your type includes the deluxe charger cover and base, the travel charger is pre-installed inside the cover. If you want to shorten the mains cord, you can store excess cord in the cord wrap feature built into the charger base.

- 1** To separate the charger cover from the charger base, press the two grey snap bars on the charger base and pull the white charger cover upwards. (Fig. 9)
- 2** Wrap excess power cord around the grey charger base as shown in the picture. Be sure to wrap the cord on the inside of the two snap levers. (Fig. 10)
- 3** When you have stored the excess cord, guide the mains cord through the small groove in the rear of the grey charger base. (Fig. 11)

- 4** To reattach the charger cover, press it down over the charger base until it snaps into place.

*Tip: For extra convenience during travel, you can remove the travel charger and use it without the charger cover and charger base.*

### **Cord wrap on sanitiser with integrated charger (specific types only)**

- If your type includes the sanitiser, you can store excess cord in the cord wrap feature built into the bottom of the sanitiser. (Fig. 12)

### **Sanitising (specific types only)**

- With the UV sanitiser you can clean your brush head after every use (Fig. 13).

Discontinue use of the sanitiser if the UV light bulb remains on when the door is open or if the blue window is broken or missing from the sanitiser. UV light can be harmful to the human eye and skin.

This appliance should be kept out of reach of children at all times.

Unplug the sanitiser and call Consumer Care if the sanitiser gives off smoke or a burning smell while it is operating.

- 1** After brushing, rinse the brush head and shake off excess water.

Do not place the travel cap on the brush head during sanitisation.

- 2** Place your finger in the door recess on top of the sanitiser and pull open the door (Fig. 14).

- 3** Place the brush head on one of the 2 pegs in the sanitiser. (Fig. 15)

- Make sure the bristles of the brush head directly face the light bulb.

*Note: Only clean Sonicare ProResults brush heads in the sanitiser.*

- 4** Make sure the sanitiser is plugged into the wall socket.

- 5** Close the door and press the green power on/off button once to select the UV clean cycle.

*Note: You can only switch on the sanitiser if the door is properly closed.*

*Note: The sanitiser stops if you open the door during the sanitising cycle.*

*Note: The sanitiser cycle runs for 10 minutes and then automatically switches off.*

- ▶ The sanitiser is in operation when the blue light glows through the window.
- ▶ When the sanitising cycle is complete, the sanitiser automatically switches off.

## Cleaning

Do not clean the brush head, handle, travel charger, charger cover and the UV sanitiser in the dishwasher.

### Toothbrush handle

---

- 1 Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water (Fig. 16).

Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.

- 2 Use a damp cloth to wipe the entire surface of the handle.

### Brush head

---

- 1 Rinse the brush head and bristles after each use (Fig. 17).
- 2 Remove the brush head from the handle and rinse the brush head connection at least once a week with warm water.

### Charger

---

- 1 Unplug the charger.
- 2 Use a damp cloth to wipe the surface of the charger.

### Sanitiser (specific types only)

---

Do not clean the sanitiser when the UV light bulb is hot.

For optimal effectiveness, it is recommended to clean the sanitiser weekly.

- 1 Unplug the sanitiser.

- 2** Pull the drip tray straight out. Rinse the drip tray and wipe it clean with a damp cloth (Fig. 18).
- 3** Clean all reflector surfaces with a damp cloth.
- 4** Remove the protective screen in front of the UV light bulb. (Fig. 19)  
To remove the screen, grasp the edges next to the snaps, gently squeeze and pull it out.
- 5** Remove the UV light bulb.  
To remove the light bulb, grasp it and pull it out of the metal clasp.
- 6** Clean the protective screen and the UV light bulb with a damp cloth.
- 7** Reinsert the UV light bulb.  
To reinsert the light bulb, align the bottom of the light bulb with the metal clasp and push the bulb into the clasp.
- 8** Reinsert the protective screen.  
To reinsert the screen, align the pegs on the screen with the slots on the reflective surface near the UV light bulb. Push the screen straight into the slots on the sanitiser.

## Storage

- If you are not going to use the appliance for an extended period of time, remove the mains plug from the wall socket. Then clean the appliance and store it in a cool and dry place away from direct sunlight. You can use the cord wrap feature to store the mains cord neatly.

## Replacement

### Brush head

---

- Replace Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal results.
- Use only compatible Sonicare replacement brush heads.

### UV light bulb

---

- You can order replacement UV light bulbs from the Consumer Care Centre in your country or an authorised Philips service centre.

### Recycling

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

### Removing the rechargeable battery

---

Please note that this process is not reversible.

To remove the rechargeable battery, you need a flat-head (standard) screwdriver:

- 1** To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, switch on the Sonicare and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer switch on the Sonicare.
- 2** Insert a flat-head (standard) screwdriver into the slot located at the bottom of the handle. Turn the screwdriver anticlockwise to release the bottom cap. (Fig. 20)
- 3** Hold the handle upside down and push down on the shaft to release the internal components of the handle (Fig. 21).
- 4** Insert the screwdriver under the circuit board, next to the battery connections, and twist to break the connections. Remove the circuit board and pry the battery from the plastic carrier (Fig. 22).

### Guarantee and support

If you need information or support, please visit **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** or read the separate worldwide guarantee leaflet.



## Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorised replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading.

## Frequently asked questions

This chapter lists the questions most frequently asked about the appliance. If you cannot find the answer to your question, contact the Consumer Care Centre in your country.

Question	Answer
Why doesn't the Sonicare toothbrush work?	You may need to recharge the Sonicare. Charge the Sonicare for at least 24 hours.
	The socket may not be live. The electricity supply to sockets in mirror cabinets over washbasins or shaver sockets in bathrooms may be cut off when the light is switched off.
	You may need to reattach or replace the brush head.
Why do I feel a tickling sensation when I use the Sonicare?	You may experience a slight tickling/tingling sensation when you use Sonicare for the first time. As you become accustomed to brushing with the Sonicare, this sensation diminishes.

Question	Answer
Why is there a brief pause in the bristle motion while I'm brushing?	This is the Quadpacer feature reminding you to move to a new section of your mouth. This feature enables you to spend equal time brushing all areas of the mouth (see chapter 'Using the Sonicare, section 'Brushing instructions').
The brush head chatters against my teeth. What can I do about this?	To avoid this, keep the brush head properly oriented, with the bristles placed on the gumline at a slight angle.
Why does the toothbrush seem less powerful?	You may need to charge the Sonicare.
	The Easy-start feature may be on. Deactivate the Easy-start feature (see chapter 'Features').
	You may need to replace the brush head.
Why doesn't the mode button work during brushing?	Brushing modes should be selected prior to switching on the Sonicare.
Why doesn't the UV sanitiser light go on?	You may need to plug the sanitiser into a live wall socket.
	You may need to shut the sanitiser door.
	You may need to replace the UV light bulb (see chapter 'Replacement').

Question	Answer
Do I need a special charger if I travel with my Sonicare?	The travel charger, the deluxe charger and the sanitiser can be used at common worldwide voltages between 100-240V AC, at either 50 or 60Hz. All you need is a simple plug adapter.  Travel tip: The Sonicare battery is designed to last up to 3 weeks between charges.

## 소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 [www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr)에서 제품을 등록하십시오.

## 중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

### 주의

- 충전기 및 살균기는 물이 있는 곳을 피해서 보관하십시오. 욕조, 세면대, 싱크대 등 물이 가까이 있는 곳에서 보관하거나 놓아 두지 마십시오. 그리고 충전기 및 살균기를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 청소한 후에는 충전기 및 살균기가 완전히 건조된 다음 제품을 본체에 연결하십시오.

### 경고

- 전원 코드는 교체할 수 없습니다. 전원 코드가 손상된 경우 충전기 및 살균기를 폐기하십시오.
- 위험한 상황을 방지하기 위해 충전기 및 살균기는 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 충전기 및 살균기를 실외 또는 발열되는 표면 근처에서 사용하지 마십시오.
- 제품에 손상된 부분(칫솔모, 칫솔 손잡이, 충전기 및/또는 살균기)이 있으면 사용을 중단하십시오. 이 제품에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 제품이 손상되면 필립스 고객 상담실로 문의하십시오(‘품질 보증 및 지원’란 참조).
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 제품 내부에 UV 전구의 불빛이 남아 있다면 살균기를 사용하지 마십시오. 자외선은 눈과 피부에 해로울 수 있습니다. 살균기를 항상 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.

## 주의

- 칫솔모, 손잡이, 충전기, 충전기 덮개 및 살균기를 식기세척기로 세척하지 마십시오.
- 최근 2개월 이내에 구강 또는 잇몸 수술을 받은 경우에는 칫솔을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 본 제품을 사용한 후 출혈이 심하거나 1주일이 지나도 증상이 호전되지 않는다면 치과 전문의와 상의하십시오.
- 소닉케어 칫솔은 안전 기준에 따라 전자파 장애 검정을 받은 제품입니다. 심장 박동 보조기 또는 기타 보조 기구를 이식 받은 경우에는 사용 전에 주치의나 보조 기구 제조업체에 문의하십시오.
- 의료적 문제는 소닉케어를 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 본 제품은 치아와 잇몸, 그리고 혀만 세정할 수 있도록 만들어졌으므로 다른 용도에는 사용하지 마십시오. 사용 중 불편함이나 통증이 느껴지면 제품 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.
- 제조업체에서 권장한 제품 이외의 칫솔모를 사용하지 마십시오.
- 사용하는 치약 성분에 과산화수소, 탄산수소나트륨, 중탄산염(미백 치약 주성분)이 포함된 경우, 이용하고 나서 칫솔모를 비누로 닦고 물로 깨끗이 씻어내십시오. 플라스틱 부분이 손상될 수 있습니다.
- 살균과정을 작동하는 도중이나 끝난 직후에는 UV 전구가 뜨겁습니다. 이 때에는 UV 전구를 만지지 마십시오.
- 뜨거운 전구에 닿을 수 있으므로 보호 스크린 없이 살균기를 작동하지 마십시오.

## EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

### 제품정보 (그림 1)

- 1 위생 칫솔모 캡
- 2 칫솔모
- 3 개인 식별 색상 코딩
- 4 부드러운 핸들그립
- 5 전원 버튼
- 6 모드 버튼
- 7 세정 모드
- 8 고급 재충전 게이지
- 9 통합 충전기 및 코드 정리함이 있는 UV 살균기(특정 모델만 해당)
- 10 UV 살균기(특정 모델만 해당)
- 11 고급 충전기(특정 모델만 해당)
- 12 칫솔모 꽃이가 있는 충전기 덮개
- 13 여행용 충전기
- 14 코드 정리 기능이 있는 충전대
  - 그림 표시 안 됨: 자외선 전구
  - 그림 표시 안 됨: 살균기 잔 받침대
  - 그림 표시 안 됨: UV 전구 보호 스크린

### 사용 준비

#### 색상 코딩 변경

소닉케어 칫솔모는 교체 가능한 색상 코딩으로 사용자 구별이 가능합니다.

색상 코딩 변경하기:

- 1 칫솔모의 아래쪽에서 색상 코딩을 빼내십시오 (그림 2).
- 2 새 링의 한쪽 가장자리를 칫솔모로 밀어 새 링을 끼우십시오 (그림 3).

## 칫솔모 부착 방법

**1** 칫솔모가 손잡이 앞면을 향하도록 칫솔모를 조정합니다.  
(그림 4)

**2** 칫솔모를 금속 샤프트에 꼭 눌러 고정시킵니다.

참고: 색상 코딩과 손잡이 사이가 약간 벌어집니다.

## 소닉케어 충전 방법

**1** 충전기 또는 살균기의 전원 플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.

**2** 충전기 또는 살균기에 손잡이를 꽂으십시오 (그림 5).

▶ 배터리 게이지의 불빛이 깜빡이면 칫솔이 충전되고 있다는 표시입니다.

- 녹색 LED 1칸은 칫솔이 34-66% 충전되었다는 표시입니다.

- 녹색 LED 2칸은 칫솔이 67-94% 충전되었다는 표시입니다.

- 녹색 LED 3칸은 칫솔이 완전히 충전되었다는 표시입니다.

참고: 소닉케어의 배터리가 부족한 경우 3번의 신호음이 울리고 칫솔질 완료 후 충전 게이지의 LED 1개가 30초 동안 노란색으로 깜빡입니다.

참고: 배터리를 완전히 충전된 상태로 항상 유지하려면 소닉케어를 사용하지 않을 때 충전기에 올려 놓으십시오.

소닉케어가 완전히 충전되고 나면 충전기는 벽면 콘센트에서 최소한의 에너지만 공급받습니다.

참고: 배터리를 완전히 충전하려면 최소 24시간이 걸립니다.

## 소닉케어 사용 방법

### 칫솔질 방법

**1** 칫솔모에 소량의 치약을 바르십시오.

**2** 칫솔모가 잇몸과 살짝 각을 이루도록 치아에 올려놓으십시오 (그림 6).

**3** 전원 버튼을 눌러 소닉케어를 켜십시오.

**4** 소닉케어를 더욱 효과적으로 사용하려면 손에 힘을 빼고 칫솔이 움직이는 대로 따라가십시오. 직접 문지르지 마십시오.

## 24 한국어

- 5** 치아를 향해 칫솔모를 앞 뒤로 약간씩 움직여서 긴 칫솔모가 치아 사이까지 닿게 하고, 이 동작을 양치질하는 동안 계속하십시오.

참고: Quadpacer(쿼드페이서) 기능을 사용하여 입안을 4개의 구간으로 나누고 알림음에 따라 입 안 치아를 골고루 양치할 수 있습니다.( '기능' 란 참조).

- 6** 1구간(윗니 바깥쪽)부터 30초 동안 양치한 후 2구간(윗니 안쪽)으로 칫솔모를 옮기십시오. 계속해서 3구간(아랫니 바깥쪽)을 30초간 닦은 다음 4구간(아랫니 안쪽)으로 옮기십시오 (그림 7).

- 7** 칫솔질 시간이 완료된 다음 추가로 어금니 및 착색 부분을 닦을 수 있습니다. 또한 칫솔의 전원을 켜거나 끈 상태에서 원하는 대로 혀를 닦을 수도 있습니다 (그림 8).

소닉케어는 다음과 같은 경우에 사용해도 안전합니다.

- 치아 교정기(교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 보다 빨리 마모될 수 있습니다.)
- 치아 보철물(신경치료, 크라운, 라미네이트)

### 세정 모드

---

소닉케어는 자동으로 일반세정 모드에서 시작됩니다.

- 1** 모드를 전환하려면 소닉케어의 전원을 켜기 전에 모드 버튼을 누르십시오.
- ▶ 선택된 칫솔질 모드가 켜집니다.
  - ▶ 칫솔질 모드가 한 번 선택되고 나면 다른 칫솔질 모드를 선택하기 전까지 해당 모드가 유지됩니다.

참고: 칫솔이 켜져 있을 때는 모드를 전환할 수 없습니다.

사용 가능한 칫솔질 모드는 다음과 같습니다.

### 일반세정

전체 구강을 세정합니다(2분).

### 잇몸 관리

전체 구강을 세정한 후(2분) 추가적인 관리가 필요한 부위 및 잇몸선을 따라 부드럽게 세정합니다(1분).



**상쾌**

빠른 세정으로 닦아줍니다(1분).

**민감 세정**

민감한 잇몸과 치아를 위해 부드럽게 세정합니다(2분).

**마사지**

부드럽게 잇몸을 자극합니다(2분).

참고: 소닉케어를 임상용으로 사용할 때는, 손잡이가 완전히 충전된 상태로 일반세정 모드를 기본 2분으로 설정합니다. 이 경우 이지스타트 기능은 해제되어야 합니다. 착색이 심하게 일어난 부분은 착색제거를 위해 30초의 칫솔질 시간을 추가하십시오.

**기능****이지스타트**

이 소닉케어 모델에는 이지스타트 기능이 있습니다. 이지스타트 기능은 최초 14회 양치하는 동안 서서히 전원을 높여서 소닉케어를 이용한 양치질에 익숙해지도록 도와 줍니다.

참고: 최초 14회의 양치 시 이지스타트 점증 사이클이 제대로 기능하는 데 걸리는 최소 양치시간은 1분입니다.

**이지스타트 기능 설정/해제 방법**

**1** 핸들에 칫솔모를 결합하십시오.

**2** 전원이 연결된 충전기에 칫솔 몸체를 꽂으십시오.

- 이지스타트 기능 해제:

전원 버튼을 2초 동안 누르십시오. 이지스타트 기능이 해제됨을 알리는 신호음이 1번 울립니다.

- 이지스타트 기능 작동:

전원 버튼을 2초 동안 누르십시오. 이지스타트 기능이 설정됨을 알리는 신호음이 2번 울립니다.

참고: 최초 이지스타트 사이클 기간 이후에 이지스타트 기능을 사용하는 것은 소닉케어의 플라그 제거 성능을 저하시키므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.

### 스마트타이머

---

스마트타이머는 양치질이 끝난 후 자동으로 전원을 차단해 양치질이 끝났음을 알려줍니다.

치과 전문의는 최소 2분 동안 하루에 2회 이상 양치질할 것을 권장합니다.

### 쿼드페이서

---

- Quadpacer<sup>®</sup>(쿼드페이서)는 짧은 신호음과 일시 중지 동작으로 입안의 4개 구간에 대한 칫솔질을 알려주는 간격 타이머입니다. 선택한 칫솔질 모드에 따라 칫솔질 하는 동안 쿼드페이서가 각각 다른 간격의 신호음을 울립니다. ‘소닉케어 사용 방법’ 장의 ‘세정 모드’ 란을 참조하십시오 (그림 7).

이 모델은 쿼드페이서 기능이 설정되어 있습니다. 쿼드페이서 기능을 설정/해제하는 방법은 다음과 같습니다.

**1** 전원이 연결된 충전기에 칫솔모가 있는 칫솔 본체를 꽂으십시오.

**2** 모드 버튼을 2초 동안 누르십시오.

▶ 쿼드페이서가 해제됨을 알리는 신호음이 1번 울리거나 쿼드페이서가 설정됨을 알리는 신호음이 2번 울립니다.

### 고급 충전기의 코드 정리(특정 모델만 해당)

---

고급 충전기 덮개 및 받침대가 모델에 포함되어 있다면 덮개 내부에 여행용 충전기가 내장되어 있습니다. 전원 코드를 짧게 하려면 충전대에 내장 되어있는 코드 정리 기능을 이용해 사용하지 않는 코드를 보관할 수 있습니다.

**1** 충전기 케이스 및 받침대를 분리하려면 충전대에 있는 두 개의 회색바를 눌러 하얀색 덮개가 위로 올라오도록 당깁니다. (그림 9)

**2** 그림과 같이 회색 충전대 주변의 사용하지 않는 전원 코드를 정리합니다. 코드는 두 개의 걸쇠 손잡이 안으로 정리해야 합니다. (그림 10)

**3** 남은 코드를 보관할 때에는 회색 받침대 후면의 작은 홈에 전원 코드를 놓습니다. (그림 11)

- 4** 충전기 덮개가 제자리에 고정될 때까지 충전대 위로 눌러 충전기 덮개를 다시 연결하십시오.

도움말: 여행을 더욱 편안하게 즐기려면, 여행용 충전기의 충전기 덮개 및 충전대는 제거한 채로 사용하십시오.

### 살균기의 통합 충전기용 코드 정리(특정 모델만 해당)

- 살균기가 포함되어 있는 모델이라면, 살균기 바닥에 내장 되어있는 코드 정리 기능을 이용해 사용하지 않는 코드를 보관할 수 있습니다. (그림 12)

### 살균(특정 모델만 해당)

- 사용한 칫솔모를 UV 살균으로 세척할 수 있습니다 (그림 13).

살균기의 문을 열어도 UV 전구의 불빛이 계속 켜져 있는 경우 또는 청색 창이 깨졌거나 분실된 경우, 살균기 사용을 중단하십시오. UV는 눈과 피부에 해로울 수 있습니다. 살균기를 항상 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.

살균기가 작동하면서 연기가 나거나 타는 냄새가 나면 살균기의 전원 코드를 뽑고 고객센터로 연락하십시오.

- 1** 칫솔질 후 칫솔모를 충분한 물로 헹구고 물기를 털어내십시오.

살균과정을 작동하는 중에는 칫솔모에 여행용 뚜껑을 씌우지 마십시오.

- 2** 살균기 위쪽의 문 홈에 손가락을 넣고 문을 당겨서 여십시오 (그림 14).

- 3** 살균기에 있는 2개의 거치대 중 하나에 칫솔모를 놓습니다. (그림 15)

- 칫솔모의 브러시가 전구를 향하게 합니다.

참고: 소닉케어 ProResults(프로리절트) 칫솔모만 살균기에서 세정할 수 있습니다.

- 4** 벽면 콘센트에 살균기를 연결했는지 확인하십시오.

- 5** 살균기의 문을 닫고 녹색 전원 버튼을 한번 눌러 자외선 세정 과정을 선택합니다.

## 28 한국어

참고: 문이 제대로 닫힌 경우에만 살균기가 작동합니다.

참고: 살균 도중에 문을 열면 살균기가 작동을 멈춥니다.

참고: 살균 과정은 10분 동안 계속된 다음 자동으로 꺼집니다.

- ▶ 살균기 작동 중에는 청색등이 켜져 있으며 창을 통해 이것을 확인할 수 있습니다.
- ▶ 살균 과정이 완료되면 살균기가 자동으로 꺼집니다.

### 세척

칫솔모, 손잡이, 여행용 충전기, 충전기 덮개 및 UV 살균기를 식기세척기로 세척하지 마십시오.

### 핸들

- 1 칫솔모를 제거하고 금속 샤프트 부분을 따뜻한 물로 헹굽니다 (그림 16).

손상될 수 있으므로 금속 샤프트 주위의 고무 덮개를 날카로운 물체로 누르지 마십시오.

- 2 핸들의 전체 표면을 물에 적신 천으로 닦으십시오.

### 칫솔모

- 1 사용 후에는 항상 칫솔모를 물로 헹구십시오 (그림 17).
- 2 핸들에서 칫솔모를 제거하고 매주 1회 칫솔모와 핸들 사이 연결 부분을 따뜻한 물로 닦아줍니다.

### 충전기

- 1 충전기의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2 충전기의 표면을 물에 적신 천으로 닦으십시오.

### 살균기(특정 모델만 해당)

UV 전구가 뜨거울 때에는 살균기로 세척하지 마십시오.

최적의 효과를 위해 살균기를 1주일에 한 번씩 닦으십시오.

- 1 살균기 전원 코드 뽑기

- 2** 받침대를 똑바로 잡아당겨 빼십시오. 받침대를 행구고 젖은 천을 사용하여 닦으십시오 (그림 18).
- 3** 반사경 표면을 젖은 천으로 닦으십시오.
- 4** UV 전구 앞의 보호 스크린을 제거하십시오. (그림 19)  
스크린을 분리하려면 걸쇠 옆의 가장자리를 잡고 부드럽게 조이며 잡아당기십시오.
- 5** 자외선 전구 분리  
전구를 잡고 금속 버클을 잡아당겨 전구를 분리하십시오.
- 6** 보호 스크린을 세척하고 UV 전구를 젖은 천으로 닦으십시오.
- 7** UV 전구를 다시 끼우십시오.  
전구를 다시 끼우려면 전구 아래쪽의 금속 버클을 조정하여 버클 쪽으로 누르십시오.
- 8** 보호 스크린 재설치  
스크린을 재설치하려면 스크린의 못을 UV 전구 부근에 있는 반사면의 슬롯에 맞추십시오. 스크린을 살균기의 슬롯 안으로 똑바로 밀어 넣으십시오.

## 보관

- 장기간 제품을 사용하지 않을 경우 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오. 또한 제품을 청소한 후 직사광선이 없는 건냉한 장소에 보관하십시오. 코드 정리 기능으로 전원 코드를 깔끔하게 보관할 수도 있습니다.

## 교체

### 칫솔모

- 최적의 결과를 얻으려면 3개월에 한 번씩 소닉케어 칫솔모로 교체하십시오.
- 함께 사용할 수 있는 소닉케어 교체용 칫솔모만 이용하십시오.

### UV 전구

- 필립스 고객 상담실이나 필립스 서비스 센터에서 교체용 자외선 전구를 주문할 수 있습니다.

### 재활용

수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.

### 충전식 배터리를 분리하는 방법

이 과정은 번복이 불가능합니다.

충전식 배터리를 분리하려면 일자형(표준) 드라이버가 필요합니다.

- 1 충전식 배터리를 제거하려면 충전기에서 핸들을 제거하고 소닉케어를 켜 다음 멈출 때까지 작동합니다. 더 이상 소닉케어를 켤 수 없을 때까지 이 단계를 반복합니다.
- 2 일자형(표준) 드라이버를 손잡이의 바닥에 있는 슬롯에 넣습니다. 드라이버를 시계 반대 방향으로 돌려 하단의 뚜껑을 엽니다. (그림 20)
- 3 핸들을 뒤집은 채로 샤프트를 아래로 눌러 핸들 내부 부품을 분리합니다 (그림 21).
- 4 배터리 연결부 옆의 회로 기판 아래로 드라이버를 넣고 비틀어서 두 연결부를 분리하십시오. 회로 기판을 제거하고 플라스틱 부분에서 배터리를 꺼내십시오 (그림 22).

### 보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹 사이트 ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support))를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

### 보증 제한

국제 보증 약관에서 제외되는 항목은 다음과 같습니다.

- 칫솔모
- 정품이 아닌 교체품의 사용으로 인한 손상
- 오용, 남용, 부주의, 개조 또는 무단 수리로 인한 손상
- 찌개짐, 긁힘, 마멸, 변색, 탈색 등, 일반적인 마모 또는 손상

### 자주 묻는 질문 (FAQ)

제품에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 안내입니다. 원하는 질문에 대한 답변을 찾을 수 없는 경우 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

## 질문

## 답변

소닉케어 칫솔이 작동하지 않습니다.

소닉케어를 충전해야 합니다. 최소 24시간 이상 충전하십시오.

콘센트에 전력이 공급되지 않습니다. 욕실의 전등을 끄면 세면대 위의 거울 캐비닛 안에 설치되어 있는 콘센트 또는 욕실 내 콘센트의 전원 공급이 끊어질 수도 있습니다.

칫솔모를 재부착 또는 교체해야 합니다.

소닉케어를 이용하면 입 안이 간지럽습니다.

소닉케어를 처음 사용하면 입 안이 약간 간지럽거나 욕신거릴 수 있습니다. 소닉케어의 사용에 익숙해지면 이러한 느낌은 점차 사라질 것입니다.

칫솔질 도중에 진동이 잠깐씩 멈춥니다.

쿼드페이서 기능이 칫솔을 입 안의 새로운 구간으로 옮겨야 할 순간을 알려주는 것입니다. 이 기능은 입 안의 모든 구간을 동일한 시간 동안 칫솔질할 수 있도록 도와줍니다(‘소닉케어 사용 방법’란의 ‘칫솔질 방법’ 부분 참조).

칫솔모가 치아에 닿으면 잡음이 납니다.

칫솔모를 잇몸선과 약간의 각도를 주면서 칫솔모를 적절하게 조절하면 이러한 현상을 막을 수 있습니다.

칫솔의 양치 강도가 약해진 것 같습니다.

소닉케어를 충전해야 합니다.









이지스타트 기능이 작동 중일 수 있습니다. 이지스타트 기능을 해제하십시오(‘기능’란 참조).

칫솔모를 교체해야 합니다.


질문	답변
칫솔질 도중에 모드 버튼이 작동되지 않습니다.	소닉케어의 전원을 켜기 전에 칫솔질 모드를 선택해야 합니다.
UV 살균 표시등이 켜지지 않습니다.	전력이 공급되는 벽면 콘센트에 살균기를 꽂아야 합니다. 살균기 문이 열려있을 수 있습니다. 자외선 전구를 교체해야 합니다( '교체'란 참조).
여행시 소닉케어와 별도의 충전기가 필요한지 궁금합니다.	여행용 충전기, 고급 충전기 및 살균기의 전압은 100-240V AC, 50 또는 60Hz로 전 세계 어디서나 사용 가능하므로 간단한 플러그 어댑터만 있으면 됩니다. 여행 팁: 소닉케어 배터리는 한 번 충전으로 최대 3주까지 사용할 수 있습니다.

**제조번호 부여기준** : 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. **(1) 4자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 **(2) 5자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 **(3) 6자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일 생산 **(4) 9자리일 경우** : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 **(5) 기타제조번호**에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.







10



11




12



13




14




15




16




17




18




19




20



21









[www.philips.com/Sonicare](http://www.philips.com/Sonicare)

©2015 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved.

Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.

Sonicare and the Sonicare logo are trademarks  
of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPNV.



100% recycled paper

4235.020.3296.1