Always here to help you

Register your product and get support at www.philips.com/welcome






HealthyWhite+







HealthyWhite+

ENGLISH 6

한국어 16

6 ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

 Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains.

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger.
- Always have the charger replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle or charger), stop using it. This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Do not clean the brush head, the handle or the charger in the dishwasher.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use the toothbrush.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this toothbrush or if bleeding continues to occur after 1 week of use.
 Also consult your dentist if you experience discomfort or pain when you use the Sonicare.
- The Sonicare toothbrush complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the device manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use the Sonicare
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.
- The Sonicare toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear. Do not use other brush heads than the ones recommended by the manufacturer.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General description (Fig. 1)

- 1 Hygienic travel cap
- 2 Brush head
- 3 Handle
- 4 Power on/off and mode button
- 5 Intensity level indicator
- 6 Intensity level button (+ and -)
- 7 Mode indicator
- 8 Battery level indicator
- 9 Charger

Note:The content of the box may vary based on the model purchased.

Preparing for use

Attaching the brush head

- 1 Align the brush head so the bristles face the front of the handle. (Fig. 2)
- 2 Firmly press the brush head down onto the metal shaft until it stops.

Note: Philips Sonicare brush heads are imprinted with icons to easily identify your brush head.

Charging the appliance

- 1 Put the plug of the charger in a wall socket.
- 2 Place the handle on the charger (Fig. 3).
- The flashing light of the battery level indicator indicates that the toothbrush is charging.

Note: It can take up to 48 hours to fully charge the battery, but the Philips Sonicare may be used before it is fully charged.

Using the appliance

Brushing instructions

- 1 Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.
- Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees), pressing firmly to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline. (Fig. 4)

Note: Keep the center of the brush in contact with the teeth at all times.

- 3 Press the power on/off and mode button to switch on the Philips Sonicare.
- 4 Apply light pressure to maximise Philips Sonicare's effectiveness and let the Philips Sonicare toothbrush do the brushing for you. Do not scrub.
- 5 Gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion so the longer bristles reach between your teeth. Continue this motion throughout the brushing cycle.
- 6 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth (Fig. 5).

Note:To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections using the Quadpacer feature (see chapter 'Features').

- 7 Brush each section for 30 seconds for a total brushing time of 2 minutes. Start with section 1 (outside top teeth) and then brush section 2 (inside top teeth). Continue with section 3 (outside bottom teeth) and finally brush section 4 (inside bottom teeth) (Fig. 6).
- 8 After you have completed the brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs. You can also brush your tongue, with the toothbrush switched on or off, as you prefer (Fig. 7).

10 ENGLISH

The Philips Sonicare is safe to use on:

- Braces (brush heads wear out sooner when used on braces).
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers)

Note: Ensure that braces or dental restorations are properly adhered and not compromised. If not, braces or dental restorations may be damaged when they come into contact with the brush head.

Note:When the Philips Sonicare is used in clinical studies, the default 2-minute Clean mode with high intensity must be selected. The handle should be fully charged and the Easy-start feature deactivated.

Brushing modes

Clean mode

The ultimate in plaque removal (default mode).

White mode

To brighten and polish your front teeth.

- 1 Press the power on/off and mode button to switch on the Philips Sonicare.
- Press the power on/off and mode button again before 2.5 seconds to switch to White mode.
- 3 Press the power on/off and mode button after 2.5 seconds to pause the Philips Sonicare.

Intensity levels

- **Low**: 1 LED indicator light
- Medium: 2 LED indicator lights
- **High**: 3 LED indicator lights

Note:To adjust the intensity level to the next higher or lower level, press the + intensity level button to increase intensity or the - intensity level button to decrease intensity at any time during the brushing cycle.

Battery status (when handle is not on charger)

- A flashing yellow battery level indicator indicates a low charge.
- A flashing green battery level indicator indicates a moderate charge.
- A solid green battery level indicator indicates a full charge.

Note: If you hear 5 beeps and the battery level indicator flashes yellow, this means that you have to recharge the battery. When the battery is completely empty, the Philips Sonicare switches off. Place the Philips Sonicare on the charger to charge it (Fig. 3).

Note:To keep the battery fully charged at all times, you may keep the Philips Sonicare on the charger when not in use.

Features

Smartimer

The Smartimer indicates that your brushing cycle is complete when it automatically switches off the toothbrush at the end of the brushing cycle. Dental professionals recommend brushing no less than 2 minutes twice a day.

Easy-start

- The Easy-start feature gently increases power over the first
 14 brushings to help you get used to brushing with the Philips Sonicare.
- This Philips Sonicare comes with the Easy-start feature deactivated.

Activating or deactivating the Easy-start feature:

Place the handle in the plugged-in charger.

To activate Easy-start:

Press and hold the power on/off and mode button for 2 seconds. You hear 2 beeps and the battery level indicator lights up green to indicate that the Easy-start feature has been activated.

- To deactivate Easy-start:

Press and hold the power on/off and mode button for 2 seconds. You hear 1 beep and the battery level indicator lights up yellow to indicate that the Easy-start feature has been deactivated.

12 ENGLISH

Note: Each of the first 14 brushings must last at least 1 minute to move through the Easy-start ramp-up cycle properly.

Note: Use of the Easy-start feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces the effectiveness of the Philips Sonicare toothbrush in removing plaque.

Quadpacer

The Quadpacer is an interval timer that has a short beep and pause to remind you to brush the 4 sections of your mouth evenly and thoroughly. Depending on the brushing mode you have selected, the Quadpacer beeps at different intervals during the brushing cycle (Fig. 6).

Activating or deactivating the Quadpacer feature:

Place the handle in the plugged-in charger.

- To activate Quadpacer: Press and hold the intensity level button down (-) for 2 seconds. You hear 2 beeps and the battery level indicator lights up green to indicate that the Quadpacer feature has been activated.
- To deactivate Quadpacer: Press and hold the intensity level button down (-) for 2 seconds. You hear 1 beep and the battery level indicator lights up yellow to indicate that the Quadpacer feature has been deactivated.

Charger confirmation

When the charger confirmation feature is activated, the handle beeps and vibrates briefly when it is placed on the charger base. This Philips Sonicare model comes with the charger confirmation feature deactivated.

Activating or deactivating the charger confirmation feature:

Place the handle on the charger.

 To activate charger confirmation: Press and hold the intensity level button up (+) for 2 seconds. You hear 2 beeps and the battery level indicator lights up green twice to indicate that the charger confirmation feature has been activated. To deactivate charger confirmation: Press and hold the intensity level button up (+) for 2 seconds. You hear 1 beep and the battery level indicator lights up yellow once to indicate that the charger confirmation feature has been deactivated.

Cleaning

The Philips Sonicare should be cleaned regularly to remove toothpaste and other residue. Failure to clean the Philips Sonicare may result in an unhygienic product and damage to it may occur.

Do not clean brush heads, the handle or the charger in the dishwasher.

Toothbrush handle

1 Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water. Make sure you remove any residual toothpaste (Fig. 8).

Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.

2 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.

Brush head

- 1 Rinse the brush head and bristles after each use (Fig. 9).
- 2 Remove the brush head from the handle and rinse the brush head connection with warm water at least once a week.

Charger

- 1 Unplug the charger before you clean it.
- Wipe the surface of the charger with a damp cloth. Make sure you remove any toothpaste or other residue from the charger surfaces.

Storage

If you are not going to use the product for a long time, unplug it, clean it (see chapter 'Cleaning') and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

14 ENGLISH

Replacement

Brush head

- Replace Philips Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal results.
- Use only Philips Sonicare replacement brush heads.

Recycling

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Make sure the battery is completely empty when you remove it.

To remove the rechargeable battery, you need a towel or cloth, a hammer and a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic safety precautions when you follow the procedure outlined below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

- 11 To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, switch on the Philips Sonicare and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer switch on the Philips Sonicare.
- 2 Remove and discard the brush head. Cover the entire handle with a towel or cloth (Fig. 10).
- 3 Hold the top of the handle with one hand and strike the handle housing 1 cm above the bottom end. Strike firmly with a hammer on all 4 sides to eject the end cap (Fig. 11).

You may have to hit on the end several times to break the internal snap connections.

4 Remove the end cap from the toothbrush handle. If the end cap does not release easily from the housing, repeat step 3 until the end cap is released (Fig. 12).

- 5 Holding the handle upside down, press the shaft down on a hard surface. If the internal components do not easily release from the housing, repeat step 3 until the internal components are released. (Fig. 13)
- 6 Remove the rubber battery cover (Fig. 14).
- 7 Wedge the screwdriver between the battery and the black frame at the bottom of the internal components. Then pry the screwdriver away from the battery to break the bottom of the black frame (Fig. 15).
- 8 Insert the screwdriver between the bottom of the battery and the black frame to break the metal tab connecting the battery to the green printed circuit board. This will release the bottom end of the battery from the frame (Fig. 16).
- **9** Grab the battery and pull it away from the internal components to break the second metal battery tab (Fig. 17).

Be aware of the sharp edges of the battery tabs so as to avoid injury to your fingers.

10 Cover the battery contacts with tape to prevent any electrical short from residual battery charge. The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/ support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorised replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading.

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하십시오.

중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

주의

 충전기는 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 욕조, 세면대, 싱크대 등 물이 가까이 있는 곳에서 사용하거나 두지 마십시오. 그리고 충전기를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 청소한 후에는 충전기가 완전히 건조된 다음 제품을 본체에 연결하십시오.

경고

- 전원 코드는 교체할 수 없습니다. 전원 코드가 손상된 경우 충전기를 폐기하십시오.
- 위험할 수 있으므로 충전기는 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 충전기를 실외 또는 발열되는 표면 근처에서 사용하지 마십시오.
- 제품에 손상된 부분(칫솔모, 핸들 또는 충전기)이 나타나면 사용을 중단하십시오. 이 제품에는 서비스되는 부품이 없습니다. 문제가 발생하면 필립스 고객 상담실로 문의하십시오('품질 보증 및 지원'란 참조).
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.

주의

- 칫솔모, 핸들 또는 충전기를 식기세척기로 세척하지 마십시오.
- 최근 2개월 이내에 구강 또는 잇몸 수술을 받은 경우에는 칫솔을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오
- 본 제품을 사용한 후 출혈이 심하거나 1주일이 지나도 증상이 호전되지 않는다면 치과 전문의와 상의하십시오. 소닉케어 칫솔을 사용할 때 불편하거나 통증을 느끼는 경우에도 치과 전문의와 상의하십시오.
- 소닉케어 칫솔은 국내 안전 기준에 따라 전자파 장해 검정을 받은 제품입니다. 심장 박동 보조기 등, 보조 기구를 이식 받은 경우에는 주치의나 보조 기구 제조업체에 문의하여 충분히 이해한 후 이용하십시오.
- 의료적 문제는 소닉케어를 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 본 제품은 치아와 잇몸, 그리고 혀만 세정할 수 있도록 만들어졌으므로 다른 용도에는 사용하지 마십시오. 사용 중 불편함이나 통증이 느껴지면 제품 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.
- 소닉케어 칫솔은 개인 용품이므로 치과나 기타 의료 시설에서 공용으로 이용하지 마십시오.
- 부서지거나 휘어진 칫솔모는 사용을 중단하십시오. 3개월에 한 번씩 또는 마모된 상태가 나타나면 칫솔모를 교체하십시오. 제조업체에서 권장한 제품 이외의 칫솔모를 사용하지 마십시오.
- 사용하는 치약 성분에 과산화수소, 탄산수소나트륨, 중탄산염 (미백 치약 주성분)이 포함된 경우, 이용하고 나서 칫솔모를 비누로 닦고 물로 깨끗이 씻어내십시오. 플라스틱 부분이 손상될 수 있습니다.

EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

제품정보 (그림 1)

- 1 위생 칫솔모 캡
- 2 칫솔모
- 3 손잡이
- 4 전원 및 모드 버튼
- 5 강도 표시등
- 6 강도 버튼(+ 및 -)
- 7 모드 표시등
- 8 배터리 전력 표시등
- 9 충전기

참고: 제품 구성품은 구입한 모델에 따라 다릅니다.

사용 준비

칫솔모 부착 방법

- 1 첫솔모가 핸들 앞면을 향하도록 칫솔모를 조정합니다. (그림 2)
- 2 칫솔모를 금속 샤프트에 꼭 눌러 고정시킵니다.

참고: 필립스 소닉케어 칫솔모에는 아이콘이 각인되어 있어 사용자의 칫솔모를 쉽게 식별할 수 있습니다.

제품 충전

- **1** 충전기 플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
- 2 충전기에 핸들을 꽂으십시오 (그림 3).
- 배터리 전력 표시등의 불빛이 깜박이면 칫솔이 충전되고 있다는 표시입니다.

참고: 배터리가 완전히 충전되려면 최대 48시간이 걸리지만 필립스 소닉케어는 완전히 충전되지 않아도 사용할 수 있습니다.

제품 사용

칫솔질 방법

- 1 칫솔모에 소량의 치약을 바르십시오.
- 2 칫솔모가 잇몸과 살짝 각(45도)을 이루도록 치아에 올려놓고 잇몸 라인 또는 그 약간 아래에 칫솔모가 닿을 수 있게 눌러주 십시오. (그림 4)

참고: 항상 칫솔모 중앙이 치아에 닿아야 합니다.

- 3 필립스 소닉케어의 전원을 켜려면 전원 및 모드 버튼을 누릅니다.
- 4 필립스 소닉케어의 효과를 극대화하려면 칫솔모를 치아에 세게 문지르지 마시고, 가볍게 미끄러지듯 사용하십시오. 문지르지 마십시오.
- 5 치아를 향해 칫솔모를 앞 뒤로 약간씩 움직여서 칫솔모의 끝 부분이 치아 사이 사이에 위치하도록 합니다. 이 동작을 양치질해야 하는 동안에 계속 유지하십시오.
- 6 앞니의 안쪽 표면을 닦으려면 칫솔 핸들을 수직 상태에서 살짝 기울이고 각 치아에 수직으로 여러 번 반복하여 칫솔질을 해주십시오 (그림 5).

참고: Quadpacer(쿼드페이서) 기능을 사용하여 입안을 4개의 구간으로 나누고 알림음에 따라 입 안 치아를 골고루 양치할 수 있습니다.('기능'란 참조).

- 7 각 구간을 30초씩 양치하면 총 칫솔질 시간은 2분이 걸립니다. 1구간(윗니 바깥쪽)부터 칫솔질한 후 2구간(윗니 안쪽)을 닦고 계속해서 3구간(아랫니 바깥쪽)을 닦은 후에 마지막으로 4구간(아랫니 안쪽)을 칫솔질합니다 (그림 6).
- 8 소닉케어를 이용하여 어금니 끝쪽 씹는면을 닦을 수 있습니다. 또한 칫솔의 전원을 켜거나 끈 상태에서 혀를 닦을 수도 있습니다 (그림 7).

필립스 소닉케어는 다음과 같은 경우에 사용해도 안전합니다.

- 치아 교정기(교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 보다 빨리 마모될 수 있습니다.)
- 치아 보철물(신경치료, 크라운, 라미네이트)

20 한국어

참고: 치아 교정기 또는 보철물이 올바르게 부착되었고 헐렁거 리지는 않는지 확인하십시오. 올바르게 장착되어 있지 않은 경우 칫솔모가 닿을 때 치아 교정기 또는 보철물이 손상될 수 있습니다.

참고: 필립스 소닉케어를 임상 연구에 사용할 때는 기본값인 2분의 고강도 세정 모드를 선택해야 합니다. 핸들을 완전히 충전하고 이지스타트 기능을 해제해야 합니다.

세정 모드

일반세정 모드

탁월한 플라그 제거 효과(기본 모드)

화이트 모드

환하고 빚나는 앞니 만들기

- 필립스 소닉케어의 전원을 켜려면 전원 및 모드 버튼을 누릅니다.
- 2 미백 모드를 켜려면 2.5초가 지나기 전에 다시 전원 및 모드 버튼을 누릅니다.
- 3 필립스 소닉케어를 멈추려면 2.5초가 지난 후에 전원 및 모드 버튼을 누릅니다.

강도 레벨

- **낮음**: LED 표시등 1회 점등
- **보통**: I FD 표시등 2회 점등
- **높음**: LED 표시등 3회 점등

참고: 강도 레벨을 더 세게 또는 더 약하게 조절하려면 칫솔질을 하면서 + 강도 버튼을 눌러 강도를 높이거나 - 강도 버튼을 눌러 강도를 낮출 수 있습니다.

배터리 상태(핸들이 충전기에 없을 때)

- 배터리가 부족하면 배터리 전력 표시등이 노란색으로 깜빡입니다.
- 배터리가 반 정도 차면 배터리 전력 표시등이 초록색으로 깜빡입니다.
- 배터리가 가득 차면 배터리 전력 표시등이 초록색으로 나타납니다.

참고: 신호음이 5번 울리고 배터리 전력 표시등이 노란색으로 깜박이는 것은 배터리를 충전해야 함을 나타냅니다. 배터리가 방전되면 필립스 소닉케어가 꺼집니다. 필립스 소닉케어를 충전기에 올려놓고 충전하십시오 (그림 3).

참고: 배터리를 항상 완전히 충전된 상태로 유지하려면 필립스 소닉케어를 사용하지 않을 때에도 충전기에 꽂아 두십시오.

기능

스마트타이머

칫솔질 종료 시에 칫솔이 자동으로 꺼져 스마트타이머는 칫솔질이 완료되었음을 나타내줍니다.

치과 전문의는 하루에 두 번씩 2분 이상 칫솔질 하는 것을 권장합니다

이지스타트

- 이지스타트 기능은 최초 14회 양치하는 동안 서서히 전원을 높여서 필립스 소닉케어를 이용한 양치질에 익숙해지도록 도와줍니다
- 이 필립스 소닉케어 모델에는 이지스타트 기능이 해제되어 있습니다.

이지스타트 기능 설정 또는 해제 방법:

전원에 연결된 충전기에 소닉케어 핸들을 꽂으십시오.

이지스타트 기능 작동:

전원 및 모드 버튼을 2초 동안 누르십시오. 이지스타트 기능이 설정됨을 알리는 신호음이 2번 울리고 배터리 전력 표시등이 초록색으로 켜진니다

이지스타트 기능 해제:

전원 버튼을 2초 동안 누르십시오. 이지스타트 기능이 해제됨을 알리는 신호음이 1번 울리고 배터리 전력 표시등이 노란색으로 깜박입니다.

참고: 이지스타트 점증 사이클을 원활히 작동하기 위해서 최초 14회의 양치시 매번 최소 1분의 양치를 하셔야 합니다.

22 한국어

참고: 최초 점증 기간 이후에 이지스타트 기능을 사용하는 것은 필립스 소닉케어의 플라그 제거 효과를 저하시키므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.

쿼드페이서

- 쿼드페이서는 짧은 신호음과 일시 중지 동작으로 입안의 4개 구간을 골고루 깔끔하게 양치할 수 있도록 알려주는 간격 타이머입니다. 선택한 칫솔질 모드에 따라 칫솔질하는 동안 쿼드페이서가 각각 다른 간격의 신호음을 울립니다. '소닉케어 사용 방법'장의 '세정 모드'란을 참조하십시오 (그림 6).

쿼트페이서 기능 설정 또는 해제:

전원에 연결된 충전기에 소닉케어 핸들을 꽂으십시오.

- 쿼드페이서 설정: 강도 감소 버튼(-)을 2초 동안 누르십시오. 쿼드페이서 기능이 설정됨을 알리는 신호음이 2번 울리고 배터리 전력 표시등이 초록색으로 켜집니다.
- 쿼드페이서 해제: 강도 감소 버튼(-)을 2초 동안 누르십시오. 쿼드페이서 기능이 해제됨을 알리는 신호음이 1번 울리고 배터리 전력 표시등이 노란색으로 켜집니다.

충전기 확인

충전기 확인 기능이 설정되면 충전대에 올려 놓았을 때 핸들에서 신호음이 울리고 짧은 진동이 발생합니다. 이 필립스 소닉케어 모델은 충전기 확인 기능이 해제된 상태로 제공됩니다.

충전기 확인 기능 설정 또는 해제:.

충전기에 핸들을 꽂으십시오.

- 충전기 확인 설정: 강도 증가 버튼(+)을 2초 간 길게 누르십시오. 충전기 확인 기능이 설정되었음을 알리는 신호음이 2번울리고 배터리 전력 표시등이 초록색으로 2번 켜집니다.
- 충전기 확인 해제: 강도 증가 버튼(+)을 2초 동안 누르십시오.
 충전기 확인 기능이 해제됨을 알리는 신호음이 1번 울리고 배터리 전력 표시등이 노란색으로 1번 켜집니다.

세척

치약이나 기타 이물질을 제거하려면 정기적으로 필립스 소닉케어를 세척해야 합니다. 필립스 소닉케어를 깨끗하게 세척하지 못하면 제품이 비위생적으로 변하거나 손상될 수 있습니다.

칫솔모, 핸들 또는 충전기를 식기세척기로 세척하지 마십시오.

핸들

1 첫솔모를 제거하고 금속 샤프트 부분을 따뜻한 물로 헹굽니다. 치약 잔여물이 제거됐는지 확인하십시오 (그림 8).

손상될 수 있으므로 금속 샤프트 주위의 고무 덮개를 날카로운 물체로 누르지 마십시오.

2 젖은 천으로 핸들의 전체 표면을 닦으십시오.

칫솔모

- 1 사용 후에는 항상 칫솔모를 물로 헹구십시오 (그림 9).
- 2 핸들에서 칫솔모를 제거하고 매주 1회 칫솔모와 핸들 사이 연결 부분을 따뜻한 물로 닦아줍니다.

충전기

- 1 청소하기 전에 항상 충전기의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2 충전기의 표면을 젖은 천으로 닦아주십시오. 치약이나 기타 이물질을 충전기 표면에서 제거했는지 확인하십시오.

보관

오랫동안 제품을 사용하지 않을 경우 제품의 전원을 뽑고 세척 ('청소'란참조)한 다음, 직사광선이 없는 건냉한 곳에 보관하십시오.

교체

칫솔모

- 최적의 결과를 얻으려면 3개월에 한 번씩 필립스 소닉케어 칫솔모로 교체하십시오.
- 필립스 소닉케어 교체용 칫솔모만 이용하십시오.

재활용

수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.

충전식 배터리를 분리하는 방법

제품을 폐기할 때에만 충전식 배터리를 분리하십시오. 분리 시배터리가 완전히 방전되었는지 확인하십시오.

충전식 배터리를 분리하려면 수건 또는 헝겊, 망치와 일자형 (표준) 드라이버가 필요합니다. 아래의 절차를 따를 때에는 기본적인 안전 주의사항을 준수하십시오. 눈, 손, 손가락 및 작업하는 바닥에 언제나 주의하십시오.

- *** 충전식 배터리를 제거하려면 충전기에서 핸들을 제거하고 소닉케어를 켠 다음 멈출 때까지 작동합니다. 더 이상 필립스 소닉케어를 켤 수 없을 때까지 이 단계를 반복합니다.
- 2 칫솔모를 제거한 다음 폐기하십시오. 타월이나 천으로 핸들 전체를 덮으십시오 (그림 10).
- 3 한 손으로 핸들 위를 잡고 아래쪽 끝 부분에서 1cm 떨어진 곳에서 핸들 외관을 내리칩니다. 엔드 캡을 꺼내려면 4개의 면 모두를 망치로 강하게 내리칩니다 (그림 11).

내부의 스냅형 연결부를 분리하려면 끝 부분을 여러 차례 쳐야 할 수도 있습니다.

- 4 칫솔 핸들에서 엔드 캡을 분리하십시오. 외관에서 엔드 캡이 쉽게 분리되지 않으면 엔드 캡이 분리될 때까지 3단계를 반복합니다 (그림 12).
- 5 핸들을 뒤집은 채로, 단단한 표면 위에서 샤프트를 아래로 누릅니다. 외관에서 내부 구성 요소가 쉽게 분리되지 않으면 내부 구성 요소가 분리될 때까지 3단계를 반복합니다. (그림 13)
- 6 고무 배터리 덮개를 분리합니다 (그림 14).
- 7 내부 구성 요소 하단에 있는 배터리와 검은색 지지대 사이에 드라이버를 끼워 넣습니다. 그런 다음 드라이버를 비틀어서 배터리에서 검은색 지지대 하단을 분리합니다 (그림 15).

- 8 배터리 하단과 검은색 지지대 사이에 드라이버를 끼워 넣어 배터리와 녹색 인쇄 회로 기판을 연결하는 금속 탭을 제거합 니다. 그러면 배터리 바닥 부분이 지지대에서 분리됩니다 (그림 16).
- 9 두 번째 금속 배터리 탭을 분리하려면 배터리를 잡아 당겨서 내부 구성 요소에서 분리합니다 (그림 17).

배터리 탭의 날카로운 모서리에 손가락이 다치지 않도록 주의하십시오.

10 배터리의 잔여 전력으로 인한 누전을 방지하려면 배터리 접촉 부를 테이프로 덮어주십시오. 충전식 배터리는 재활용할 수 있 으며 제품의 나머지 부분은 적절하게 폐기하십시오.

보증 및 지원


보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹 사이트 (www.philips.com/support)를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

보증 제한

국제 보증 약관에서 제외되는 항목은 다음과 같습니다.

- 칫솔모
- 정품이 아닌 교체품의 사용으로 인한 손상
- 오용, 남용, 부주의, 개조 또는 무단 수리로 인한 손상
- 쪼개짐, 긁힘, 마멸, 변색, 탈색 등, 일반적인 마모 또는 손상

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. (1) 4자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를,뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 (2) 5자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를,다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 전을 이미합니다.예)06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 (3) 6자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를,다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다.예)061125 → 2006년 11월 25일 생산 (4) 9자리일 경우 : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를,다음 두 자리는 생산된 주를,다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 하나는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다.예)5074020 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 (5) 기타제조번호에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.







www.philips.com/Sonicare

©2015 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPNV.

